

未提交承诺医用耗材企业相关产品清单

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格   | 产品型号 | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|--------|------|-----------------|-----------------|
| 10141 | 一次性使用负压引流球 | 100ml  |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10149 | 一次性使用负压引流球 | 200ml  |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10170 | 一次性使用负压引流器 | 1000ml |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10174 | 一次性使用吸引管   | F26    |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10175 | 一次性使用吸引管   | F28    |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10177 | 一次性使用吸引管   | F30    |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10184 | 一次性使用冲洗袋   | 1000ml |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10185 | 一次性使用吸痰管   | 8F     |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10186 | 一次性使用吸痰管   | 10F    |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10187 | 一次性使用吸痰管   | 12F    |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格  | 产品型号 | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|----------|-------|------|-----------------|-----------------|
| 10188 | 一次性使用吸痰管 | 14F   |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10189 | 一次性使用吸痰管 | 16F   |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10190 | 一次性使用吸痰管 | 18F   |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10191 | 一次性使用鼻氧管 | 单头    | 双套单鼻 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10192 | 一次性使用鼻氧管 | 双孔    | 双套双鼻 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10193 | 一次性使用湿化瓶 | 80ml  |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10195 | 一次性使用湿化瓶 | 220ml |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10198 | 一次性使用湿化瓶 | 280ml |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10200 | 一次性使用湿化瓶 | 420ml |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10201 | 一次性使用胃管  | 6#    |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10202 | 一次性使用胃管  | 8#    |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10203 | 一次性使用胃管  | 10#   |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                        | 产品规格   | 产品型号       | 生产企业             | 挂网企业             |
|-------|-----------------------------|--------|------------|------------------|------------------|
| 10287 | 一次性无创实时动脉血压监测系统用压力传感器（测压件）  | PS-40  | PS-40      | 浙江善时生物药械（商丘）有限公司 | 浙江善时生物药械（商丘）有限公司 |
| 10291 | 一次性无创实时动脉血压监测系统用压力传感器（测压套件） | PS-40A | PS-40A     | 浙江善时生物药械（商丘）有限公司 | 浙江善时生物药械（商丘）有限公司 |
| 10401 | 一次性使用一体式鼻氧管                 | 双孔     | BYG-SL-180 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司   | 浙江善仁医疗设备制造有限公司   |
| 10468 | 硅胶导尿管                       | Fr8    | 双腔         | 南通三利医疗器械有限公司     | 南通三利医疗器械有限公司     |
| 10469 | 硅胶导尿管                       | Fr10   | 双腔         | 南通三利医疗器械有限公司     | 南通三利医疗器械有限公司     |
| 10470 | 硅胶导尿管                       | Fr12   | 双腔         | 南通三利医疗器械有限公司     | 南通三利医疗器械有限公司     |
| 10473 | 硅胶导尿管                       | Fr14   | 双腔         | 南通三利医疗器械有限公司     | 南通三利医疗器械有限公司     |
| 10474 | 硅胶导尿管                       | Fr16   | 双腔         | 南通三利医疗器械有限公司     | 南通三利医疗器械有限公司     |
| 10476 | 硅胶导尿管                       | Fr18   | 双腔         | 南通三利医疗器械有限公司     | 南通三利医疗器械有限公司     |
| 10477 | 一次性使用吸引管                    | F26    |            | 南通三利医疗器械有限公司     | 南通三利医疗器械有限公司     |
| 10478 | 一次性使用吸引管                    | F28    |            | 南通三利医疗器械有限公司     | 南通三利医疗器械有限公司     |
| 10480 | 一次性使用吸引管                    | F30    |            | 南通三利医疗器械有限公司     | 南通三利医疗器械有限公司     |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格    | 产品型号  | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|-----------|---------|-------|-----------------|-----------------|
| 10526 | 一次性使用胃管   | 12#     |       | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10530 | 一次性使用胃管   | 14#     |       | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10532 | 一次性使用胃管   | 16#     |       | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10535 | 一次性使用胃管   | 18#     |       | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10538 | 一次性使用引流袋  | 1000ml  | I 型   | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10541 | 一次性使用引流袋  | 1500ml  | II 型  | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10572 | 壳聚糖护创无纺布片 | 10×15cm | 自粘型   | 湖北依耀生物医疗有限公司    | 湖北依耀生物医疗有限公司    |
| 10581 | 壳聚糖护创无纺布片 | 10×25cm | 自粘型   | 湖北依耀生物医疗有限公司    | 湖北依耀生物医疗有限公司    |
| 10588 | 医用冷敷贴     | 5×7cm   | 5×7cm | 湖北依耀生物医疗有限公司    | 湖北依耀生物医疗有限公司    |
| 10623 | 一次性使用引流管  | 16#     |       | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10624 | 一次性使用引流管  | 18#     |       | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10626 | 一次性使用引流管  | 20#     |       | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |



| 流水号   | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号 | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|----------|------|------|-----------------|-----------------|
| 10628 | 一次性使用引流管 | 22#  |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10629 | 一次性使用引流管 | 24#  |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10631 | 一次性使用引流管 | 26#  |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10643 | 一次性使用吸痰管 | 8F   | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |
| 10645 | 一次性使用吸痰管 | 8F   | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |
| 10646 | 一次性使用吸痰管 | 10F  | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |
| 10647 | 一次性使用吸痰管 | 10F  | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |
| 10648 | 一次性使用吸痰管 | 12F  | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |
| 10650 | 一次性使用吸痰管 | 12F  | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |
| 10651 | 一次性使用吸痰管 | 14F  | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |
| 10653 | 一次性使用吸痰管 | 14F  | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |
| 10654 | 一次性使用吸痰管 | 16F  | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号        | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|----------|------|-------------|--------------|--------------|
| 10655 | 一次性使用吸痰管 | 16F  | 控压型         | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 10656 | 一次性使用吸痰管 | 18F  | 控压型         | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 10658 | 一次性使用吸痰管 | 18F  | 控压型         | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 10663 | 一次性使用鼻氧管 | 单头   | 单鼻塞鼻氧管（大）   | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 10664 | 一次性使用鼻氧管 | 单头   | 单鼻塞鼻氧管（中）   | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 10667 | 一次性使用鼻氧管 | 单头   | 单鼻塞鼻氧管（小）   | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 10670 | 一次性使用鼻氧管 | 单头   | 头环单鼻塞鼻氧管（大） | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 10672 | 一次性使用鼻氧管 | 单头   | 头环单鼻塞鼻氧管（中） | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 10674 | 一次性使用鼻氧管 | 单头   | 头环单鼻塞鼻氧管（小） | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 10677 | 一次性使用鼻氧管 | 双孔   | 头环双鼻塞鼻氧管（大） | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 10681 | 一次性使用鼻氧管 | 双孔   | 头环双鼻塞鼻氧管（中） | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 10682 | 一次性使用鼻氧管 | 双孔   | 头环双鼻塞鼻氧管（小） | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格    | 产品型号 | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|---------|------|-----------------|-----------------|
| 10759 | 一次性使用胸腔引流瓶 | 单瓶      | I 型  | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10762 | 一次性使用胸腔引流瓶 | 双瓶      | II 型 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 10846 | 一次性使用胃管    | 6#      |      | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |
| 10847 | 一次性使用胃管    | 8#      |      | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |
| 10849 | 一次性使用胃管    | 10#     |      | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |
| 10851 | 一次性使用胃管    | 12#     |      | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |
| 10853 | 一次性使用胃管    | 14#     |      | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |
| 10855 | 一次性使用胃管    | 16#     |      | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |
| 10856 | 一次性使用胃管    | 18#     |      | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |
| 10881 | 一次性使用换药盒   | NULL    |      | 苏州市华豪医疗器械有限公司   | 苏州市华豪医疗器械有限公司   |
| 10888 | 医用伤口自粘敷料贴  | 6×7cm   |      | 山西康灵医疗器械有限公司    | 山西康灵医疗器械有限公司    |
| 10891 | 医用伤口自粘敷料贴  | 10×15cm |      | 山西康灵医疗器械有限公司    | 山西康灵医疗器械有限公司    |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格         | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-----------|--------------|------|---------------|---------------|
| 10894 | 医用伤口自粘敷料贴 | 10×20cm      |      | 山西康灵医疗器械有限公司  | 山西康灵医疗器械有限公司  |
| 10898 | 医用伤口自粘敷料贴 | 10×25cm      |      | 山西康灵医疗器械有限公司  | 山西康灵医疗器械有限公司  |
| 10905 | 一次性使用吸痰包  | NULL         | I型   | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 |
| 10913 | 功效型输液贴    | 70mm×35mm无纺布 |      | 山西康灵医疗器械有限公司  | 山西康灵医疗器械有限公司  |
| 11109 | 硅胶导尿管     | 20ch / fv    | 三腔   | 南通三利医疗器械有限公司  | 南通三利医疗器械有限公司  |
| 11110 | 硅胶导尿管     | 22ch / fv    | 三腔   | 南通三利医疗器械有限公司  | 南通三利医疗器械有限公司  |
| 11112 | 硅胶导尿管     | 24ch / fv    | 三腔   | 南通三利医疗器械有限公司  | 南通三利医疗器械有限公司  |
| 11115 | 硅胶导尿管     | Fr6          | 单腔   | 南通三利医疗器械有限公司  | 南通三利医疗器械有限公司  |
| 11116 | 硅胶导尿管     | Fr8          | 单腔   | 南通三利医疗器械有限公司  | 南通三利医疗器械有限公司  |
| 11117 | 硅胶导尿管     | Fr10         | 单腔   | 南通三利医疗器械有限公司  | 南通三利医疗器械有限公司  |
| 11118 | 硅胶导尿管     | Fr12         | 单腔   | 南通三利医疗器械有限公司  | 南通三利医疗器械有限公司  |
| 11119 | 硅胶导尿管     | Fr14         | 单腔   | 南通三利医疗器械有限公司  | 南通三利医疗器械有限公司  |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|---------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 11121 | 硅胶导尿管         | Fr16      | 单腔        | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 11124 | 硅胶导尿管         | Fr18      | 单腔        | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 11133 | 一次性使用鼻导管（吸氧管） | CS-80     | CS-80     | 湖南昊康医疗科技有限公司 | 湖南昊康医疗科技有限公司 |
| 11179 | 医用海藻酸钙敷料      | 10cm×20cm | 敷贴型，10*20 | 山东颐诺生物科技有限公司 | 山东颐诺生物科技有限公司 |
| 11184 | 一次性使用引流管      | F8        | 单管型       | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 11185 | 一次性使用引流管      | F10       | 单管型       | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 11186 | 一次性使用引流管      | F12       | 单管型       | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 11189 | 一次性使用引流管      | F14       | 单管型       | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 11190 | 一次性使用引流管      | F16       | 单管型       | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 11192 | 一次性使用引流管      | F18       | 单管型       | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 11194 | 一次性使用引流管      | F20       | 单管型       | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 11198 | 一次性使用引流管      | F22       | 单管型       | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称              | 产品规格   | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|-------------------|--------|--------|--------------|--------------|
| 11201 | 一次性使用引流管          | F24    | 单管型    | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 11204 | 一次性使用引流管          | F26    | 单管型    | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 11205 | 一次性使用引流管          | F28    | 单管型    | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 11206 | 一次性使用引流管          | F30    | 单管型    | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 11207 | 一次性使用引流管          | F32    | 单管型    | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 11208 | 一次性使用引流管          | F34    | 单管型    | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 11209 | 一次性使用引流管          | F36    | 单管型    | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 11210 | 一次性使用引流管          | 大      | 双套型    | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 11212 | 一次性使用引流管          | 中      | 双套型    | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 11213 | 一次性使用引流管          | 小      | 双套型    | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 11267 | 一次性使用鼻<br>导管（吸氧管） | CS-100 | CS-100 | 湖南昊康医疗科技有限公司 | 湖南昊康医疗科技有限公司 |
| 11272 | 一次性使用鼻<br>导管（吸氧管） | CS-120 | CS-120 | 湖南昊康医疗科技有限公司 | 湖南昊康医疗科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格      | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|---------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| 11273 | 一次性使用鼻导管（吸氧管） | CS-150    | CS-150 | 湖南昊康医疗科技有限公司 | 湖南昊康医疗科技有限公司 |
| 11278 | 一次性使用鼻导管（吸氧管） | CS-200    | CS-200 | 湖南昊康医疗科技有限公司 | 湖南昊康医疗科技有限公司 |
| 11282 | 一次性使用鼻导管（吸氧管） | CS-250    | CS-250 | 湖南昊康医疗科技有限公司 | 湖南昊康医疗科技有限公司 |
| 11315 | 医用胶片          | 10英寸×12英寸 | L-2    | 湖北美邦医疗用品有限公司 | 湖北美邦医疗用品有限公司 |
| 11317 | 医用胶片          | 11英寸×14英寸 | L-5    | 湖北美邦医疗用品有限公司 | 湖北美邦医疗用品有限公司 |
| 11318 | 医用胶片          | 14英寸×17英寸 | L-4    | 湖北美邦医疗用品有限公司 | 湖北美邦医疗用品有限公司 |
| 11319 | 医用胶片          | 8英寸×10英寸  | L-1    | 湖北美邦医疗用品有限公司 | 湖北美邦医疗用品有限公司 |
| 11345 | 一次性使用鼻导管（吸氧管） | ES-80     | ES-80  | 湖南昊康医疗科技有限公司 | 湖南昊康医疗科技有限公司 |
| 11346 | 一次性使用鼻导管（吸氧管） | ES-100    | ES-100 | 湖南昊康医疗科技有限公司 | 湖南昊康医疗科技有限公司 |
| 11349 | 一次性使用鼻导管（吸氧管） | ES-120    | ES-120 | 湖南昊康医疗科技有限公司 | 湖南昊康医疗科技有限公司 |
| 11350 | 一次性使用鼻导管（吸氧管） | ES-150    | ES-150 | 湖南昊康医疗科技有限公司 | 湖南昊康医疗科技有限公司 |
| 11351 | 一次性使用鼻导管（吸氧管） | ES-200    | ES-200 | 湖南昊康医疗科技有限公司 | 湖南昊康医疗科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格    | 产品型号   | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|---------------|---------|--------|---------------|---------------|
| 11353 | 一次性使用鼻导管（吸氧管） | ES-250  | ES-250 | 湖南昊康医疗科技有限公司  | 湖南昊康医疗科技有限公司  |
| 11374 | 一次性使用医用敷贴     | 10×12cm | A型     | 湖北美邦医疗用品有限公司  | 湖北美邦医疗用品有限公司  |
| 11375 | 一次性使用医用敷贴     | 10×15cm | A型     | 湖北美邦医疗用品有限公司  | 湖北美邦医疗用品有限公司  |
| 11377 | 一次性使用医用敷贴     | 10×20cm | A型     | 湖北美邦医疗用品有限公司  | 湖北美邦医疗用品有限公司  |
| 11378 | 一次性使用医用敷贴     | 10×25cm | A型     | 湖北美邦医疗用品有限公司  | 湖北美邦医疗用品有限公司  |
| 11398 | 一次性使用灌肠包      | 1000ml  | 1000ml | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 |
| 11423 | 三腔胃管          | 6#      | Fr06   | 湖南昊康医疗科技有限公司  | 湖南昊康医疗科技有限公司  |
| 11430 | 一次性使用吸痰包      | NULL    | II型    | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 |
| 11459 | 一次性使用负压引流球    | 100ml   | 100ml  | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 |
| 11460 | 一次性使用负压引流球    | 200ml   | 200ml  | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 |
| 11462 | 一次性使用吸引管      | F28     | F28    | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 |
| 11463 | 三腔胃管          | 8#      | Fr08   | 湖南昊康医疗科技有限公司  | 湖南昊康医疗科技有限公司  |



| 流水号   | 产品名称       | 产品规格     | 产品型号     | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|----------|----------|---------------|---------------|
| 11465 | 一次性使用鼻氧管   | 单头       | 单鼻       | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 |
| 11468 | 一次性使用鼻氧管   | 双孔       | 双鼻       | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 |
| 11470 | 一次性使用胃管    | 6#       | F6       | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 |
| 11473 | 一次性使用胃管    | 8#       | F8       | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 |
| 11475 | 一次性使用胃管    | 10#      | F10      | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 |
| 11476 | 一次性使用胃管    | 12#      | F12      | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 |
| 11477 | 一次性使用胃管    | 14#      | F14      | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 |
| 11478 | 一次性使用胃管    | 16#      | F16      | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 |
| 11479 | 一次性使用胃管    | 18#      | F18      | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 |
| 11482 | 一次性使用输氧面罩  | 大        | 普通输氧面罩   | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 |
| 11486 | 一次性使用输氧面罩  | 带雾化器输氧面罩 | 带雾化器输氧面罩 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 |
| 11490 | 一次性使用胸腔引流瓶 | 单瓶       | 单瓶       | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格         | 产品型号   | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-----------|--------------|--------|----------------|----------------|
| 11497 | 医疗废液收集装置  | I型           | I型     | 苏州市华豪医疗器械有限公司  | 苏州市华豪医疗器械有限公司  |
| 11521 | 三腔胃管      | 12#          | Fr12   | 湖南昊康医疗科技有限公司   | 湖南昊康医疗科技有限公司   |
| 12106 | 一次性使用心电电极 | 成人           | LT-301 | 上海励图医疗器材有限公司   | 上海励图医疗器材有限公司   |
| 12107 | 一次性使用心电电极 | 儿童           | LT-302 | 上海励图医疗器材有限公司   | 上海励图医疗器材有限公司   |
| 12108 | 一次性使用中性电极 | 成人           | PF-1-M | 上海励图医疗器材有限公司   | 上海励图医疗器材有限公司   |
| 12109 | 一次性使用中性电极 | 儿童           | PF-3-M | 上海励图医疗器材有限公司   | 上海励图医疗器材有限公司   |
| 12110 | 一次性使用中性电极 | 成人           | PF-2-B | 上海励图医疗器材有限公司   | 上海励图医疗器材有限公司   |
| 12111 | 一次性使用中性电极 | 儿童           | PF-4-B | 上海励图医疗器材有限公司   | 上海励图医疗器材有限公司   |
| 12167 | 医用高分子绷带   | 5cm×360cm    | XD2    | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 |
| 12168 | 医用高分子绷带   | 7.5cm×360cm  | XD3    | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 |
| 12169 | 医用高分子绷带   | 10cm×360cm   | XD4    | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 |
| 12170 | 医用高分子绷带   | 12.5cm×360cm | XD5    | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称    | 产品规格         | 产品型号  | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------|--------------|-------|----------------|----------------|
| 12171 | 医用高分子绷带 | 15cm×360cm   | XD6   | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 |
| 12175 | 医用高分子夹板 | 7.5cm×30cm   | XB312 | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 |
| 12176 | 医用高分子夹板 | 7.5cm×90cm   | XB336 | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 |
| 12177 | 医用高分子夹板 | 10cm×40cm    | XB416 | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 |
| 12178 | 医用高分子夹板 | 10cm×50cm    | XB420 | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 |
| 12181 | 医用高分子夹板 | 12.5cm×115cm | XB546 | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 |
| 12183 | 医用高分子夹板 | 15cm×115cm   | XB646 | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 |
| 12215 | 医用护理垫   | 180mm        | 180mm | 湖北九朵护理用品有限公司   | 湖北九朵护理用品有限公司   |
| 12216 | 医用护理垫   | 245mm        | 245mm | 湖北九朵护理用品有限公司   | 湖北九朵护理用品有限公司   |
| 12217 | 医用护理垫   | 285mm        | 285mm | 湖北九朵护理用品有限公司   | 湖北九朵护理用品有限公司   |
| 12218 | 医用护理垫   | 345mm        | 345mm | 湖北九朵护理用品有限公司   | 湖北九朵护理用品有限公司   |
| 12219 | 医用护理垫   | 410mm        | 410mm | 湖北九朵护理用品有限公司   | 湖北九朵护理用品有限公司   |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 12220 | 医用护理垫        | 600mm        | 600mm        | 湖北九朵护理用品有限公司 | 湖北九朵护理用品有限公司 |
| 12221 | 医用护理垫        | 600mm×900mm  | 600mm×900mm  | 湖北九朵护理用品有限公司 | 湖北九朵护理用品有限公司 |
| 12222 | 瓶口贴          | 17mm×5mm     |              | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 |
| 12226 | 瓶口贴          | 28mm×16mm    |              | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 |
| 12231 | 医用输液贴        | 70mm×35mm无纺布 | 70mm×35mm无纺布 | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 |
| 12235 | 医用输液贴        | 70mm×40mm无纺布 | 70mm×40mm无纺布 | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 |
| 12245 | 一次性使用静脉输液针   | 4. 5#        | 4. 5#        | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 |
| 12246 | 一次性使用静脉输液针   | 5#           | 5#           | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 |
| 12248 | 一次性使用静脉输液针   | 5. 5#        | 5. 5#        | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 |
| 12250 | 一次性使用静脉输液针   | 6#           | 6#           | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 |
| 12251 | 一次性使用静脉输液针   | 7#           | 7#           | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 |
| 12267 | 一次性使用无菌注射器带针 | 1ml          | 1ml          | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|--------------|------|----------|--------------|--------------|
| 12268 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2ml  | 2ml      | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 |
| 12274 | 一次性使用无菌注射器带针 | 3ml  | 3ml      | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 |
| 12283 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml  | 5ml      | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 |
| 12286 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | 10ml     | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 |
| 12291 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml | 20ml     | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 |
| 12294 | 一次性使用无菌注射器带针 | 30ml | 30ml     | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 |
| 12353 | 一次性使用无菌注射器带针 | 50ml | 50ml     | 常州悦康医疗器材有限公司 | 常州悦康医疗器材有限公司 |
| 12582 | 三腔胃管         | 14#  | Fr14     | 湖南昊康医疗科技有限公司 | 湖南昊康医疗科技有限公司 |
| 12605 | 一次性使用鼻氧管     | 单头   | BYG-D160 | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 山东颐兴医疗器械有限公司 |
| 12609 | 一次性使用鼻氧管     | 单头   | BYG-D180 | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 山东颐兴医疗器械有限公司 |
| 12615 | 一次性使用鼻氧管     | 单头   | BYG-D200 | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 山东颐兴医疗器械有限公司 |
| 12620 | 一次性使用鼻氧管     | 单头   | BYG-D220 | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 山东颐兴医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|----------|------|----------|---------------|---------------|
| 12623 | 一次性使用鼻氧管 | 单头   | BYG-D240 | 山东颐兴医疗器械有限公司  | 山东颐兴医疗器械有限公司  |
| 12624 | 三腔胃管     | 16#  | Fr16     | 湖南昊康医疗科技有限公司  | 湖南昊康医疗科技有限公司  |
| 12627 | 一次性使用鼻氧管 | 双孔   | BYG-S160 | 山东颐兴医疗器械有限公司  | 山东颐兴医疗器械有限公司  |
| 12629 | 三腔胃管     | 18#  | Fr18     | 湖南昊康医疗科技有限公司  | 湖南昊康医疗科技有限公司  |
| 12630 | 一次性使用鼻氧管 | 双孔   | BYG-S180 | 山东颐兴医疗器械有限公司  | 山东颐兴医疗器械有限公司  |
| 12632 | 一次性使用鼻氧管 | 双孔   | BYG-S200 | 山东颐兴医疗器械有限公司  | 山东颐兴医疗器械有限公司  |
| 12634 | 一次性使用鼻氧管 | 双孔   | BYG-S220 | 山东颐兴医疗器械有限公司  | 山东颐兴医疗器械有限公司  |
| 12635 | 一次性使用鼻氧管 | 双孔   | BYG-S240 | 山东颐兴医疗器械有限公司  | 山东颐兴医疗器械有限公司  |
| 12641 | 医疗废液收集装置 | II型  | II型      | 苏州市华豪医疗器械有限公司 | 苏州市华豪医疗器械有限公司 |
| 12645 | 三腔胃管     | 6#   | Dfr06    | 湖南昊康医疗科技有限公司  | 湖南昊康医疗科技有限公司  |
| 12646 | 三腔胃管     | 8#   | Dfr08    | 湖南昊康医疗科技有限公司  | 湖南昊康医疗科技有限公司  |
| 12648 | 三腔胃管     | 12#  | Dfr12    | 湖南昊康医疗科技有限公司  | 湖南昊康医疗科技有限公司  |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格 | 产品型号           | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------|------|----------------|----------------|----------------|
| 12650 | 三腔胃管          | 14#  | DFr14          | 湖南昊康医疗科技有限公司   | 湖南昊康医疗科技有限公司   |
| 12654 | 三腔胃管          | 16#  | DFr16          | 湖南昊康医疗科技有限公司   | 湖南昊康医疗科技有限公司   |
| 12687 | 三腔胃管          | 18#  | DFr18          | 湖南昊康医疗科技有限公司   | 湖南昊康医疗科技有限公司   |
| 12710 | 一次性使用引流管      | F24  | F24            | 苏州市华豪医疗器械有限公司  | 苏州市华豪医疗器械有限公司  |
| 12713 | 一次性使用引流管      | F26  | F26            | 苏州市华豪医疗器械有限公司  | 苏州市华豪医疗器械有限公司  |
| 12716 | 一次性使用引流管      | F28  | F28            | 苏州市华豪医疗器械有限公司  | 苏州市华豪医疗器械有限公司  |
| 12719 | 一次性使用引流管      | F30  | F30            | 苏州市华豪医疗器械有限公司  | 苏州市华豪医疗器械有限公司  |
| 12735 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5# | 麻面、有粉表面        | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 |
| 12738 | 中心静脉导管套装      | 14G  | B-CVC-14G01-20 | 北京明辉科玉科技发展有限公司 | 北京明辉科玉科技发展有限公司 |
| 12740 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7#   | 麻面、有粉表面        | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 |
| 12741 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5# | 麻面、有粉表面        | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 |
| 12742 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8#   | 麻面、有粉表面        | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格   | 产品型号            | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|---------------|--------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12743 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5#   | 麻面、无粉表面         | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  |
| 12744 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7#     | 麻面、无粉表面         | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  |
| 12745 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5#   | 麻面、无粉表面         | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  |
| 12746 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8#     | 麻面、无粉表面         | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  |
| 12747 | 检查手套          | 中号 (M) | 中号 (M)          | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  |
| 12749 | 检查手套          | 6.5#   | 6.5#            | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  |
| 12750 | 检查手套          | 7#     | 7#              | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  |
| 12751 | 检查手套          | 7.5#   | 7.5#            | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  |
| 12753 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 6.5#   | 麻面、有粉、无粉、小号 (S) | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  |
| 12754 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7#     | 麻面、有粉、无粉、中号 (M) | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  |
| 12755 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7.5#   | 麻面、有粉、无粉、大号 (L) | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  | 上海科邦医用乳胶器材有限公司  |
| 12759 | 一次性使用引流管      | F6     |                 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |



| 流水号   | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号 | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|----------|------|------|-----------------|-----------------|
| 12760 | 一次性使用引流管 | F8   |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12761 | 一次性使用引流管 | F10  |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12762 | 一次性使用引流管 | F12  |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12763 | 一次性使用引流管 | F14  |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12764 | 一次性使用引流管 | F16  |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12765 | 一次性使用引流管 | F18  |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12766 | 一次性使用引流管 | F20  |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12767 | 一次性使用引流管 | F22  |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12768 | 一次性使用引流管 | F24  |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12769 | 一次性使用引流管 | F26  |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12771 | 一次性使用引流管 | F28  |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12772 | 一次性使用引流管 | F30  |      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号           | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|------|----------------|-----------------|-----------------|
| 12773 | 一次性使用引流管   | F18  |                | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12775 | 一次性使用引流管   | F22  |                | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12776 | 一次性使用引流管   | F28  |                | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12777 | 中心静脉导管套装   | 16G  | B-CVC-16G01-20 | 北京明辉科玉科技发展有限公司  | 北京明辉科玉科技发展有限公司  |
| 12778 | 中心静脉导管套装   | 18G  | B-CVC-18G01-20 | 北京明辉科玉科技发展有限公司  | 北京明辉科玉科技发展有限公司  |
| 12779 | 中心静脉导管套装   | 20G  | B-CVC-20G01-13 | 北京明辉科玉科技发展有限公司  | 北京明辉科玉科技发展有限公司  |
| 12786 | 中心静脉导管套装   | 4Fr  | B-CVC-402-8    | 北京明辉科玉科技发展有限公司  | 北京明辉科玉科技发展有限公司  |
| 12789 | 中心静脉导管套装   | 5Fr  | B-CVC-502-8    | 北京明辉科玉科技发展有限公司  | 北京明辉科玉科技发展有限公司  |
| 12791 | 中心静脉导管套装   | 7Fr  | B-CVC-702-16   | 北京明辉科玉科技发展有限公司  | 北京明辉科玉科技发展有限公司  |
| 12802 | 壳聚糖功能性敷料凝胶 | 5g/支 | II 型           | 东莞市鸿元医药科技有限公司   | 东莞市鸿元医药科技有限公司   |
| 12852 | 中心静脉导管套装   | 7Fr  | B-CVC-702-20   | 北京明辉科玉科技发展有限公司  | 北京明辉科玉科技发展有限公司  |
| 12854 | 中心静脉导管套装   | 7Fr  | B-CVC-703-16   | 北京明辉科玉科技发展有限公司  | 北京明辉科玉科技发展有限公司  |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格     | 产品型号           | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| 12855 | 中心静脉导管套装   | 7Fr      | B-CVC-703-20   | 北京明辉科玉科技发展有限公司  | 北京明辉科玉科技发展有限公司  |
| 12856 | 中心静脉导管套装   | 4. 5Fr   | B-CVC-4. 503-6 | 北京明辉科玉科技发展有限公司  | 北京明辉科玉科技发展有限公司  |
| 12857 | 中心静脉导管套装   | 5. 5Fr   | B-CVC-5. 503-8 | 北京明辉科玉科技发展有限公司  | 北京明辉科玉科技发展有限公司  |
| 12908 | 引流装置       | 2000ml   |                | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12910 | 引流装置       | 3000ml   |                | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12911 | 远红外护脐带     | I型（圆形）   | I型（圆形）         | 江西圣济药业有限公司      | 江西圣济药业有限公司      |
| 12913 | 一次性使用胸腔引流瓶 | I 型(单瓶)  | I 型(单瓶)        | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12916 | 一次性使用胸腔引流瓶 | II 型(双瓶) | II 型(双瓶)       | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12918 | 一次性使用冲洗袋   | 1000ml   | 1000ml         | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12921 | 一次性使用咬口器   | 成人       | I 型            | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12922 | 一次性使用咬口器   | 成人       | II 型           | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12923 | 一次性使用咬口器   | 成人       | III型           | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格    | 产品型号    | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|---------|---------|-----------------|-----------------|
| 12924 | 一次性使用咬口器   | 成人      | Ⅳ型      | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 12925 | 生物活性愈脐带    | B型（椭圆形） | B型（椭圆形） | 江西圣济药业有限公司      | 江西圣济药业有限公司      |
| 12936 | 一次性使用导尿包   | 普通型     | 普通型     | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 12937 | 生物护脐带      | B型（椭圆形） | B型（椭圆形） | 江西圣济药业有限公司      | 江西圣济药业有限公司      |
| 12938 | 一次性联合麻醉包   | AS-E/S  | AS-E/S  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 12940 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E    | AS-E    | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 12941 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-S    | AS-S    | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 12942 | 一次性使用全麻包   | 普通型     | 普通型     | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 12953 | 一次性使用全麻包   | 加强型     | 加强型     | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13015 | 气管导管       | 2.5#    | 加强型     | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13016 | 气管导管       | 3#      | 加强型     | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13017 | 气管导管       | 3.5#    | 加强型     | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号 | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------|------|------|-----------------|-----------------|
| 13019 | 气管导管 | 4#   | 加强型  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13021 | 气管导管 | 4.5# | 加强型  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13022 | 气管导管 | 5#   | 加强型  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13025 | 气管导管 | 5.5# | 加强型  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13027 | 气管导管 | 6#   | 加强型  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13029 | 气管导管 | 6.5# | 加强型  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13030 | 气管导管 | 7#、  | 加强型  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13032 | 气管导管 | 7.5# | 加强型  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13033 | 气管导管 | 8#   | 加强型  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13037 | 气管导管 | 2.5# | 普通型  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13039 | 气管导管 | 3#   | 普通   | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13042 | 气管导管 | 3.5# | 普通   | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称              | 产品规格  | 产品型号 | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|-------------------|-------|------|-----------------|-----------------|
| 13047 | 气管导管              | 4#    | 普通   | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13049 | 气管导管              | 4.5#  | 普通   | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13050 | 气管导管              | 5#    | 普通   | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13051 | 气管导管              | 5.5#  | 普通   | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13053 | 气管导管              | 6#    | 普通   | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13054 | 气管导管              | 6.5#  | 普通   | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13060 | 壳聚糖功能性敷料凝胶        | 10g/支 | II型  | 东莞市鸿元医药科技有限公司   | 东莞市鸿元医药科技有限公司   |
| 13072 | 脐带结扎              | II型   | II型  | 江西圣济药业有限公司      | 江西圣济药业有限公司      |
| 13081 | 壳聚糖功能性敷料凝胶        | 20g/支 | II型  | 东莞市鸿元医药科技有限公司   | 东莞市鸿元医药科技有限公司   |
| 13084 | 脐带结扎包             | III型  | III型 | 江西圣济药业有限公司      | 江西圣济药业有限公司      |
| 13097 | 脐带结扎包             | IV型   | IV型  | 江西圣济药业有限公司      | 江西圣济药业有限公司      |
| 13102 | 生物流体敷（商品名：生物流体敷料） | 20g/瓶 | 喷雾型  | 江西圣济药业有限公司      | 江西圣济药业有限公司      |

| 流水号   | 产品名称              | 产品规格      | 产品型号 | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|-------------------|-----------|------|-----------------|-----------------|
| 13117 | 生物流体敷（商品名：生物流体敷料） | 30g/瓶     | 喷雾型  | 江西圣济药业有限公司      | 江西圣济药业有限公司      |
| 13136 | 气管导管              | 7#、       | 普通   | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13138 | 气管导管              | 7.5#      | 普通   | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13140 | 气管导管              | 8#        | 普通   | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13141 | 双腔支气管插管           | 35#       | 左腔   | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13142 | 双腔支气管插管           | 37#       | 左腔   | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13143 | 双腔支气管插管           | 39#       | 左腔   | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13149 | 一次性使用麻醉呼吸回路       | 成人        | 成人型  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13151 | 一次性使用麻醉呼吸回路       | 儿童        | 儿童型  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13155 | 一次性使用气管切开套管       | 6.0#      | 普通型  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13156 | 医用纱布块             | 6cm×8cm×8 | 普通型  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13157 | 医用纱布块             | 8cm×8cm×8 | 普通型  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格             | 产品型号            | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 13158 | 医用纱布块        | 8cm×10cm×8       | 普通型             | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13160 | 医用纱布块        | 40cm×50cm×8      | 普通型             | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13162 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 小                | 妇科荧光检查型         | 杭州爱光医疗器械有限公司    | 杭州爱光医疗器械有限公司    |
| 13163 | 医用纱布块        | 40cm×30cm×8      | 普通型             | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13164 | 医用纱布块        | 40cm×50cm        | 显影型             | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13165 | 医用纱布块        | 40cm×40cm-4p     | 显影型             | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13166 | 阴道牵开器        | 小                | 恒流冷光源型          | 杭州爱光医疗器械有限公司    | 杭州爱光医疗器械有限公司    |
| 13167 | 阴道牵开器        | 小                | 恒流冷光源型（含阴道支撑模具） | 杭州爱光医疗器械有限公司    | 杭州爱光医疗器械有限公司    |
| 13169 | 一次性医用口罩      | 活带口罩二层17.5×9.5cm | 常规              | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13171 | 一次性使用医用帽     | 50*50cm          | 圆型              | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 13172 | 医用几丁糖膜       | Ⅱ型               | Ⅱ型              | 邯郸沃伦多科技开发有限公司   | 邯郸沃伦多科技开发有限公司   |
| 13206 | 医用几丁糖膜       | Ⅰ型               | Ⅰ型              | 邯郸沃伦多科技开发有限公司   | 邯郸沃伦多科技开发有限公司   |



| 流水号   | 产品名称          | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|---------------|------|---------|---------------|---------------|
| 13290 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 小号   | 有粉光面，灭菌 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 广州市加明橡塑制品有限公司 |
| 13295 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号   | 有粉光面，灭菌 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 广州市加明橡塑制品有限公司 |
| 13296 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 大号   | 有粉光面，灭菌 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 广州市加明橡塑制品有限公司 |
| 13297 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 小号   | 无粉麻面，灭菌 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 广州市加明橡塑制品有限公司 |
| 13298 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号   | 无粉麻面，灭菌 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 广州市加明橡塑制品有限公司 |
| 13299 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 大号   | 无粉麻面，灭菌 | 广州市加明橡塑制品有限公司 | 广州市加明橡塑制品有限公司 |
| 13302 | 一次性口腔包        | NULL |         | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13303 | 一次性清创换药包      | NULL | 常规      | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13304 | 一次性使用手术辅料包    | NULL |         | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13305 | 一次性产包         | NULL |         | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13306 | 一次性备皮包        | NULL |         | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13307 | 一次性使用妇检护理包    | NULL |         | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称            | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-----------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 13308 | 灭菌橡胶手套（有粉）      | 6.5#      | 6.5#      | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13309 | 灭菌橡胶手套（有粉）      | 7#        | 7#        | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13310 | 灭菌橡胶手套（有粉）      | 7.5#      | 7.5#      | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13311 | 灭菌橡胶手套（有粉）      | 8#        | 8#        | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13312 | 灭菌橡胶手套（无粉）      | 6.5#      | 6.5#      | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13313 | 灭菌橡胶手套（无粉）      | 7#        | 7#        | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13314 | 灭菌橡胶手套（无粉）      | 7.5#      | 7.5#      | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13315 | 灭菌橡胶手套（无粉）      | 8#        | 8#        | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13316 | 一次性使用橡胶检查手套（盒装） | 6.5#      | 6.5#      | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13317 | 一次性使用橡胶检查手套（盒装） | 7#        | 7#        | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13318 | 一次性使用橡胶检查手套（盒装） | 7.5#      | 7.5#      | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13319 | 灭菌脱脂纱布块         | 6cm×8cm×8 | 6cm*8cm*8 | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格           | 产品型号           | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 13320 | 灭菌脱脂纱布块    | 8cm×8cm×8      | 8cm*8cm*8      | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13321 | 灭菌脱脂纱布块    | 8cm×10cm×8     | 8cm*10cm*8     | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13322 | 灭菌脱脂纱布块    | 40cm×50cm×8    | 40cm*50cm*8    | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13324 | 灭菌脱脂纱布块    | 40cm×30cm×8    | 40cm*30cm*8    | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13325 | 显影纱布块      | 40cm×50cm      | 40cm*50cm      | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13326 | 显影纱布块      | 40cm×40cm-4p   | 40cm*40cm-4p   | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13327 | 一次性使用无菌医用单 | 80cm×120cm无纺布  | 80cm*120cm无纺布  | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13328 | 一次性使用无菌医用单 | 80cm×120cmPE膜  | 80cm*120cmPE膜  | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13331 | 一次性使用无菌医用单 | 120cm×200cm无纺布 | 120cm*200cm无纺布 | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13332 | 一次性使用无菌治疗巾 | 60cm×50cm      | 60cm*50cm      | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13337 | 一次性使用无菌手术衣 | 120×120cmPE膜   | 120*120cmPE膜   | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13338 | 一次性使用无菌手术衣 | 120×120cm无纺布   | 120*120cmPE膜   | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称        | 产品规格          | 产品型号                           | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|
| 13341 | 一次性无菌口罩     | 常规            | 常规                             | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13342 | 医用棉签        | 10cm          | 10cm                           | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13344 | 医用棉签        | 20cm          | 20cm                           | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13345 | 一次性无菌帽子     | 常规            | 常规                             | 新乡市强人医疗器械有限公司 | 新乡市强人医疗器械有限公司 |
| 13583 | 墙式氧气吸入器     | SHT-P001（不带嘴） | SHT-P001                       | 南昌市水禾田实业有限公司  | 南昌市水禾田实业有限公司  |
| 13586 | 一次性使用便携式输注泵 | 自控型100ml      | CBI+PCA型：标称容量：<br>100ml，标称流量：  | 北京科联升华应用技术研究  | 北京科联升华应用技术研究  |
| 13599 | 一次性使用便携式输注泵 | 自控型200ml      | CBI+PCA型：标称容量：200ml，标称流量：2ml/h | 北京科联升华应用技术研究  | 北京科联升华应用技术研究  |
| 13602 | 一次性使用便携式输注泵 | 自控型200ml      | CBI+PCA型：标称容量：200ml，标称流量：4ml/h | 北京科联升华应用技术研究  | 北京科联升华应用技术研究  |
| 13631 | 一次性使用鼻氧管    | 单头            | BYG-D250                       | 山东颐兴医疗器械有限公司  | 山东颐兴医疗器械有限公司  |
| 13633 | 一次性使用鼻氧管    | 双孔            | BYG-S250                       | 山东颐兴医疗器械有限公司  | 山东颐兴医疗器械有限公司  |
| 13634 | 一次性使用胃管     | 8#            | WG-A-Fr8                       | 山东颐兴医疗器械有限公司  | 山东颐兴医疗器械有限公司  |
| 13636 | 一次性使用胃管     | 10#           | WG-A-Fr10                      | 山东颐兴医疗器械有限公司  | 山东颐兴医疗器械有限公司  |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格 | 产品型号               | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|-----------|------|--------------------|--------------|--------------|
| 13637 | 一次性使用胃管   | 12#  | WG-A-Fr12          | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 山东颐兴医疗器械有限公司 |
| 13639 | 一次性使用胃管   | 14#  | WG-A-Fr14          | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 山东颐兴医疗器械有限公司 |
| 13640 | 一次性使用胃管   | 16#  | WG-A-Fr16          | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 山东颐兴医疗器械有限公司 |
| 13642 | 一次性使用气管插管 | 7#、  | 加强型不带套囊JQ-ID7.0    | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 山东颐兴医疗器械有限公司 |
| 13645 | 一次性使用气管插管 | 7#、  | 加强型带套囊JQ-ID7.0(TN) | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 山东颐兴医疗器械有限公司 |
| 13648 | 一次性使用气管插管 | 7.5# | 加强型不带套囊JQ-ID7.5    | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 山东颐兴医疗器械有限公司 |
| 13651 | 一次性使用气管插管 | 7.5# | 加强型带套囊JQ-ID7.5(TN) | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 山东颐兴医疗器械有限公司 |
| 13652 | 一次性使用气管插管 | 8#   | 加强型不带套囊JQ-ID8.0    | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 山东颐兴医疗器械有限公司 |
| 13654 | 一次性使用气管插管 | 8#   | 加强型带套囊JQ-ID8.0(TN) | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 山东颐兴医疗器械有限公司 |
| 13656 | 一次性使用气管插管 | 7#、  | 普通型不带套囊PT-ID7.0    | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 山东颐兴医疗器械有限公司 |
| 13657 | 一次性使用气管插管 | 7#、  | 普通型带套囊PT-ID7.0(TN) | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 山东颐兴医疗器械有限公司 |
| 13658 | 一次性使用气管插管 | 7.5# | 普通型不带套囊PT-ID7.5    | 山东颐兴医疗器械有限公司 | 山东颐兴医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格      | 产品型号                    | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|--------------|-----------|-------------------------|---------------|---------------|
| 13660 | 一次性使用气管插管    | 7.5#      | 普通型带套囊PT-ID7.5<br>(TN)  | 山东颐兴医疗器械有限公司  | 山东颐兴医疗器械有限公司  |
| 13664 | 一次性使用气管插管    | 8#        | 普通型不带套囊PT-ID8.0         | 山东颐兴医疗器械有限公司  | 山东颐兴医疗器械有限公司  |
| 13665 | 一次性使用气管插管    | 8#        | 普通型带套囊PT-ID8.0<br>(TN)  | 山东颐兴医疗器械有限公司  | 山东颐兴医疗器械有限公司  |
| 13745 | 一次性使用无菌注射器带针 | 1ml       | YXZS-1mL, 配带各型号<br>注射针  | 山东颐兴医疗器械有限公司  | 山东颐兴医疗器械有限公司  |
| 13747 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2ml       | YXZS-2mL, 配带各型号<br>注射针  | 山东颐兴医疗器械有限公司  | 山东颐兴医疗器械有限公司  |
| 13750 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml       | YXZS-5mL, 配带各型号<br>注射针  | 山东颐兴医疗器械有限公司  | 山东颐兴医疗器械有限公司  |
| 13752 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml      | YXZS-10mL, 配带各型号<br>注射针 | 山东颐兴医疗器械有限公司  | 山东颐兴医疗器械有限公司  |
| 13756 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml      | YXZS-20mL, 配带各型号<br>注射针 | 山东颐兴医疗器械有限公司  | 山东颐兴医疗器械有限公司  |
| 13831 | 一次性使用无菌换药包   | 常规        | 常规                      | 河南省盛昌医疗器械有限公司 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 |
| 13840 | 一次性使用无菌手术包   | 常规        | 常规                      | 河南省盛昌医疗器械有限公司 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 |
| 13843 | 一次性使用产包      | 常规        | 常规                      | 河南省盛昌医疗器械有限公司 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 |
| 13851 | 医用纱布块        | 6cm×8cm×8 | 常规                      | 河南省盛昌医疗器械有限公司 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格           | 产品型号           | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 13852 | 医用纱布块      | 8cm×8cm×8      | 常规             | 河南省盛昌医疗器械有限公司 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 |
| 13853 | 医用纱布块      | 8cm×10cm×8     | 常规             | 河南省盛昌医疗器械有限公司 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 |
| 13854 | 医用纱布块      | 40cm×50cm×8    | 常规             | 河南省盛昌医疗器械有限公司 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 |
| 13855 | 医用纱布块      | 40cm×30cm×8    | 常规             | 河南省盛昌医疗器械有限公司 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 |
| 13856 | 一次性使用单     | 80cm×120cm无纺布  | 80cm*120cm无纺布  | 河南省盛昌医疗器械有限公司 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 |
| 13857 | 一次性使用单     | 80cm×120cmPE膜  | 80cm*120cmPE膜  | 河南省盛昌医疗器械有限公司 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 |
| 13860 | 一次性使用单     | 130cm×220cmPE膜 | 130cm*220cmPE膜 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 |
| 13861 | 一次性使用单     | 130cm×220cm无纺布 | 130cm*220cm无纺布 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 |
| 13865 | 一次性使用单     | 120cm×200cm无纺布 | 120cm*200cm无纺布 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 |
| 13868 | 一次性使用无菌手术衣 | 常规             | 常规             | 河南省盛昌医疗器械有限公司 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 |
| 13873 | 一次性使用无菌口罩  | 常规             | 常规             | 河南省盛昌医疗器械有限公司 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 |
| 13875 | 一次性使用无菌帽   | 常规             | 常规             | 河南省盛昌医疗器械有限公司 | 河南省盛昌医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格              | 产品型号                                  | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 14060 | 一次性使用无菌导尿管    | Fr8               | 8Fr                                   | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 |
| 14062 | IVY一次性使用无菌导尿包 | IVY-D（配美国巴德双腔导尿管） | D型（配美国巴德双腔导尿管、1000ml防返流引流袋）12Fr、14Fr、 | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 |
| 14067 | 一次性使用无菌导尿管    | Fr10              | 10Fr                                  | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 |
| 14075 | 功能型透明留置针敷贴    | 6*7cm             | 6*7cm                                 | 湖南新金辐投资发展有限公司  | 湖南新金辐投资发展有限公司  |
| 14084 | 功能型透明留置针敷贴    | 8*11cm            | 8*11cm                                | 湖南新金辐投资发展有限公司  | 湖南新金辐投资发展有限公司  |
| 14089 | 一次性使用无菌导尿管    | Fr12              | 12Fr                                  | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 |
| 14092 | 功能型透明留置针敷贴    | 10*12cm           | 10*12cm                               | 湖南新金辐投资发展有限公司  | 湖南新金辐投资发展有限公司  |
| 14095 | 一次性使用无菌导尿管    | Fr14              | 14Fr                                  | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 |
| 14100 | 一次性使用无菌导尿管    | Fr16              | 16Fr                                  | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 |
| 14106 | 一次性使用无菌导尿管    | Fr18              | 18Fr                                  | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 |
| 14116 | 一次性使用无菌导尿管    | 20ch / fv         | 20Fr                                  | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 |
| 14118 | 一次性使用无菌导尿管    | 22ch / fv         | 22Fr                                  | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 |



| 流水号   | 产品名称          | 产品规格                       | 产品型号                                    | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| 14119 | 一次性使用无菌导尿管    | 24ch / fv                  | 24Fr                                    | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 |
| 14124 | IVY一次性使用塑料引流袋 | 1000ml                     | 1000ML（防返流）                             | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 |
| 14311 | 一次性使用多通路旋塞阀   | DTF-2                      | DTF-2                                   | 常州市佳峰医疗器材有限公司  | 常州市佳峰医疗器材有限公司  |
| 14314 | IVY一次性使用无菌导尿包 | IVY-D（配美国巴德儿科导尿管）          | D型（配美国巴德儿科导尿管、1000ml防返流引流袋）8Fr、10Fr     | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 |
| 14315 | IVY一次性使用无菌导尿包 | IVY-D（配美国巴德三腔导尿管）          | D型（配美国巴德三腔导尿管、1000ml防返流引流袋）16Fr、18Fr、   | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 |
| 14317 | IVY一次性使用无菌导尿包 | IVY-D（配国产双腔导尿管）            | D型（配国产双腔导尿管、1000ml防返流引流袋）14Fr、16Fr、18Fr | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 |
| 14319 | IVY一次性使用无菌导尿包 | IVY-D（配国产双腔导尿管、巴德导管固定装置）   | D型（配国产双腔导尿管、1000ml防返流引流袋、巴德导管固定装        | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 |
| 14320 | IVY一次性使用无菌导尿包 | IVY-D（配美国巴德双腔导尿管、巴德导管固定装置） | D型（配美国巴德双腔导尿管、1000ml防返流引流袋、巴德导管固定       | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 | 北京爱维凯闻技术有限责任公司 |
| 14338 | 一次性使用垫        | 40×45cm                    | 40cm＊45cm                               | 河南省盛昌医疗器械有限公司  | 河南省盛昌医疗器械有限公司  |
| 14343 | 一次性使用垫        | 45×45cm                    | 45cm＊45cm                               | 河南省盛昌医疗器械有限公司  | 河南省盛昌医疗器械有限公司  |
| 14372 | 一次性使用输血器带针    | YXSX-Z1，配带各型号静脉输液针         | YXSX-Z1，配带各型号静脉输液针                      | 山东颐兴医疗器械有限公司   | 山东颐兴医疗器械有限公司   |
| 14374 | 一次性使用输血器带针    | YXSX-Z2，配带各型号静脉输液针         | YXSX-Z2，配带各型号静脉输液针                      | 山东颐兴医疗器械有限公司   | 山东颐兴医疗器械有限公司   |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|------------|------------|----------------|----------------|
| 14435 | 银离子抗菌敷料    | (10×15) cm | (10×15) cm | 湖南新金辐投资发展有限公司  | 湖南新金辐投资发展有限公司  |
| 14437 | 银离子抗菌敷料    | (35×40) cm | (35×40) cm | 湖南新金辐投资发展有限公司  | 湖南新金辐投资发展有限公司  |
| 14444 | 银离子抗菌功能性敷料 | (6×7) cm   | (6×7) cm   | 湖南新金辐投资发展有限公司  | 湖南新金辐投资发展有限公司  |
| 14448 | 银离子抗菌功能性敷料 | (10×10) cm | (10×10) cm | 湖南新金辐投资发展有限公司  | 湖南新金辐投资发展有限公司  |
| 14451 | 银离子抗菌功能性敷料 | (10×15) cm | (10×15) cm | 湖南新金辐投资发展有限公司  | 湖南新金辐投资发展有限公司  |
| 14454 | 银离子抗菌功能性敷料 | (10×20) cm | (10×20) cm | 湖南新金辐投资发展有限公司  | 湖南新金辐投资发展有限公司  |
| 14458 | 银离子抗菌功能性敷料 | (10×25) cm | (10×25) cm | 湖南新金辐投资发展有限公司  | 湖南新金辐投资发展有限公司  |
| 14809 | 一次性使用无菌导尿包 | 8FR        | 双腔儿童型      | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14814 | 一次性使用气管插管包 | ID:2.5     | 普通型        | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14817 | 一次性使用气管插管包 | ID:2.5     | 加强型        | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14824 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr8        | 双腔（儿童型）    | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14825 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr10       | 双腔（儿童型）    | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格      | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------------|-----------|---------|----------------|----------------|
| 14832 | 一次性使用无菌导尿管   | Fr12      | 双腔（成人型） | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14835 | 一次性使用无菌导尿管   | Fr14      | 双腔（成人型） | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14837 | 一次性使用无菌导尿管   | Fr16      | 双腔（成人型） | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14840 | 一次性使用无菌导尿管   | Fr18      | 双腔（成人型） | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14851 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中         | 中号      | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14853 | 一次性使用T形胆道引流管 | 16#       | 普通型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14854 | 一次性使用T形胆道引流管 | 18#       | 普通型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14858 | 一次性使用T形胆道引流管 | 20#       | 普通型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14864 | 一次性使用T形胆道引流管 | 22#       | 普通型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14866 | 一次性使用T形胆道引流管 | 24#       | 普通型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14871 | 一次性使用T形胆道引流管 | 26#       | 普通型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14876 | 一次性使用无菌导尿管   | 20ch / fv | 三腔（成人型） | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格      | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|-----------|---------|----------------|----------------|
| 14879 | 一次性使用无菌导尿管 | 22ch / fv | 三腔（成人型） | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14883 | 一次性使用无菌导尿管 | 24ch / fv | 三腔（成人型） | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14889 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr6       | 单腔      | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14893 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr8       | 单腔      | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14895 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr10      | 单腔      | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14897 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr12      | 单腔      | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14903 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr14      | 单腔      | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14906 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr16      | 单腔      | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14907 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr18      | 单腔      | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14908 | 一次性使用气管插管  | 2. 5#     | 加强型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14911 | 一次性使用气管插管  | 3#        | 加强型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14914 | 一次性使用气管插管  | 3. 5#     | 加强型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格 | 产品型号 | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-----------|------|------|----------------|----------------|
| 14916 | 一次性使用气管插管 | 4#   | 加强型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14917 | 一次性使用气管插管 | 4.5# | 加强型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14919 | 一次性使用气管插管 | 5#   | 加强型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14920 | 一次性使用气管插管 | 5.5# | 加强型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14922 | 一次性使用气管插管 | 6#   | 加强型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14924 | 一次性使用气管插管 | 6.5# | 加强型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14928 | 一次性使用气管插管 | 7.5# | 加强型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14933 | 一次性使用气管插管 | 8#   | 加强型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14936 | 一次性使用气管插管 | 2.5# | 普通型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14939 | 一次性使用气管插管 | 3#   | 普通型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14941 | 一次性使用气管插管 | 3.5# | 普通型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14946 | 一次性使用气管插管 | 4.5# | 普通型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格  | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|-------|---------|----------------|----------------|
| 14949 | 一次性使用气管插管  | 5#    | 普通型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14950 | 一次性使用气管插管  | 5. 5# | 普通型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14954 | 一次性使用气管插管  | 6#    | 普通型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14956 | 一次性使用气管插管  | 6. 5# | 普通型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14959 | 一次性使用气管插管  | 7#、   | 普通型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14961 | 一次性使用气管插管  | 7. 5# | 普通型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 14965 | 一次性使用气管插管  | 8#    | 普通型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 15008 | 一次性使用静脉输液针 | 4. 5# | 0. 45mm | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 15010 | 一次性使用静脉输液针 | 5. 5# | 5. 5mm  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 15011 | 一次性使用静脉输液针 | 6#    | 6mm     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 15012 | 一次性使用静脉输液针 | 7#    | 7mm     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 15014 | 一次性使用静脉输液针 | 8#    | 8mm     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格  | 产品型号            | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 15020 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml   | 0.45mm          | 江西益康医疗器械集团有限公司  | 江西益康医疗器械集团有限公司  |
| 15022 | 一次性使用无菌注射器 | 2.5ml | 0.5mm           | 江西益康医疗器械集团有限公司  | 江西益康医疗器械集团有限公司  |
| 15024 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml   | 0.6mm           | 江西益康医疗器械集团有限公司  | 江西益康医疗器械集团有限公司  |
| 15028 | 一次性使用无菌注射器 | 10ml  | 1.2mm           | 江西益康医疗器械集团有限公司  | 江西益康医疗器械集团有限公司  |
| 15031 | 一次性使用无菌注射器 | 20ml  | 1.2mm           | 江西益康医疗器械集团有限公司  | 江西益康医疗器械集团有限公司  |
| 15032 | 一次性使用无菌注射器 | 30ml  | 1.2mm           | 江西益康医疗器械集团有限公司  | 江西益康医疗器械集团有限公司  |
| 15033 | 一次性使用无菌注射器 | 50ml  | 1.2mm           | 江西益康医疗器械集团有限公司  | 江西益康医疗器械集团有限公司  |
| 15036 | 一次性使用输血器   | 0.9mm | A-1型            | 江西益康医疗器械集团有限公司  | 江西益康医疗器械集团有限公司  |
| 15041 | 一次性使用静脉采血针 | 7#    | 普通型             | 江西益康医疗器械集团有限公司  | 江西益康医疗器械集团有限公司  |
| 15043 | 一次性使用真空采血管 | 2ml   | 枸橼酸钠1:9         | 江西益康医疗器械集团有限公司  | 江西益康医疗器械集团有限公司  |
| 15044 | 一次性使用真空采血管 | 5ml   | 普通型、肝素钠、分离胶、促凝剂 | 江西益康医疗器械集团有限公司  | 江西益康医疗器械集团有限公司  |
| 15049 | 非织造布医用手术包  | 基本型   | 基本型             | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称        | 产品规格           | 产品型号               | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|-------------|----------------|--------------------|-----------------|-----------------|
| 15050 | 非织造布医用手术包   | 标准型(人流手术用)     | 标准型（人流手术用）         | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 15123 | 非织造布医用手术包   | 标准型（通用性）       | 标准型（通用性）           | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 15124 | 非织造布医用手术包   | 标准型（介入手术用）     | 标准型（介入手术用）         | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 15130 | 一次性使用产包     | 基本型            | 基本型                | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 15132 | 一次性使用产包     | 标准型            | 标准型                | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 15136 | 非织造布医用手术包   | 标准型（PICC护理用）   | 标准型（PICC护理用）       | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 15191 | 一次性使用多通路旋塞阀 | DTF-3          | DTF-3              | 常州市佳峰医疗器材有限公司   | 常州市佳峰医疗器材有限公司   |
| 15207 | 造口袋         | 一件式            | 一件式                | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 15212 | 水胶体敷料       | 5*20           | 普通型5*20            | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 15229 | 手术医用膜       | 11*7           | 普通式11*7            | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 15230 | 非织造布医用手术包   | 80cm×120cm无纺布  | 80cm*120cm无纺布（中单）  | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 15232 | 非织造布医用手术包   | 130cm×220cm无纺布 | 130cm*220cm无纺布（中单） | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |



| 流水号   | 产品名称       | 产品规格           | 产品型号                   | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 15233 | 非织造布医用手术包  | 120cm×200cm无纺布 | 120cm*200cm无纺布<br>(中单) | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 15237 | 非织造布医用手术包  | 60cm×50cm      | 60cm*50cm (治疗巾)        | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 15250 | 造口袋        | 两件式            | 两件式                    | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 15326 | 一次性使用无菌医用单 | NULL           | 120cm*220cm            | 新乡市强人医疗器械有限公司   | 新乡市强人医疗器械有限公司   |
| 15708 | DV医用红外激光胶片 | 14英寸×17英寸      | DVB+                   | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司  | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司  |
| 15710 | 医用红外激光胶片   | 8英寸×10英寸       | DVB+                   | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司  | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司  |
| 15713 | 医用红外激光胶片   | 10英寸×12英寸      | DVB+                   | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司  | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司  |
| 15715 | 医用红外激光胶片   | 11英寸×14英寸      | DVB+                   | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司  | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司  |
| 15718 | 医用红外激光胶片   | 14英寸×17英寸      | DVE                    | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司  | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司  |
| 15719 | 医用红外激光胶片   | 8英寸×10英寸       | DVE                    | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司  | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司  |
| 15720 | 医用红外激光胶片   | 10英寸×12英寸      | DVE                    | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司  | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司  |
| 15721 | 医用红外激光胶片   | 11英寸×14英寸      | DVE                    | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司  | 锐珂(厦门)医疗器材有限公司  |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格           | 产品型号           | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15722 | 一次性使用垫     | 40cm*40cm      | 40cm*40cm      | 河南省盛昌医疗器械有限公司  | 河南省盛昌医疗器械有限公司  |
| 15723 | 一次性使用无菌医用单 | 120cm*220cmPE膜 | 120cm*220cmPE膜 | 新乡市强人医疗器械有限公司  | 新乡市强人医疗器械有限公司  |
| 15724 | 一次性使用无菌医用单 | 120cm*180cm    | 120cm*180cm    | 新乡市强人医疗器械有限公司  | 新乡市强人医疗器械有限公司  |
| 15725 | 一次性使用无菌医用单 | 150cm*240cm    | 150cm*240cm    | 新乡市强人医疗器械有限公司  | 新乡市强人医疗器械有限公司  |
| 15868 | 一次性使用气管插管  | 7#、            | 加强型            | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 15899 | 纱布绷带       | 6cm×600cm      |                | 上海卫生材料厂有限公司    | 上海卫生材料厂有限公司    |
| 15902 | 纱布绷带       | 8cm×600cm      |                | 上海卫生材料厂有限公司    | 上海卫生材料厂有限公司    |
| 15903 | 墙式氧气吸入器    | SHT-P002（带嘴）   | SHT-P002       | 南昌市水禾田实业有限公司   | 南昌市水禾田实业有限公司   |
| 15904 | 医用橡皮膏      | 26cm×500cm×1卷  | 纱布             | 上海卫生材料厂有限公司    | 上海卫生材料厂有限公司    |
| 15905 | 医用橡皮膏      | 26cm×500cm×1卷  | 防粘纸            | 上海卫生材料厂有限公司    | 上海卫生材料厂有限公司    |
| 15906 | 一次性使用消毒棉球  | 2只/袋           | A型             | 上海卫生材料厂有限公司    | 上海卫生材料厂有限公司    |
| 15919 | 电子镇痛泵      | 电子型100ml       | BCDB-R         | 上海博创医疗设备有限公司   | 上海博创医疗设备有限公司   |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格     | 产品型号   | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|----------|--------|---------------|---------------|
| 15925 | 电子镇痛泵      | 电子型200ml | BCDB-R | 上海博创医疗设备有限公司  | 上海博创医疗设备有限公司  |
| 15958 | 一次性使用吸痰包   | /        | /      | 扬州莱斯特科技有限公司   | 扬州莱斯特科技有限公司   |
| 16001 | 一次性使用活检包   | YA       | YA     | 扬州莱斯特科技有限公司   | 扬州莱斯特科技有限公司   |
| 16004 | 一次性使用活检包   | YB       | YB     | 扬州莱斯特科技有限公司   | 扬州莱斯特科技有限公司   |
| 16007 | 一次性使用活检包   | YC       | YC     | 扬州莱斯特科技有限公司   | 扬州莱斯特科技有限公司   |
| 16008 | 一次性使用活检包   | YD       | YD     | 扬州莱斯特科技有限公司   | 扬州莱斯特科技有限公司   |
| 16014 | 一次性使用负压引流球 | 100ml    | 100ml  | 扬州莱斯特科技有限公司   | 扬州莱斯特科技有限公司   |
| 16018 | 一次性使用负压引流球 | 200ml    | 200ml  | 扬州莱斯特科技有限公司   | 扬州莱斯特科技有限公司   |
| 16183 | 一次性使用静脉输液针 | 4. 5#    | 4. 5#  | 常州市双马医疗器材有限公司 | 常州市双马医疗器材有限公司 |
| 16195 | 一次性使用静脉输液针 | 5#       | 5#     | 常州市双马医疗器材有限公司 | 常州市双马医疗器材有限公司 |
| 16204 | 一次性使用静脉输液针 | 5. 5#    | 5. 5#  | 常州市双马医疗器材有限公司 | 常州市双马医疗器材有限公司 |
| 16206 | 一次性使用静脉输液针 | 6#       | 6#     | 常州市双马医疗器材有限公司 | 常州市双马医疗器材有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 16209 | 一次性使用静脉输液针 | 7#        | 7#        | 常州市双马医疗器材有限公司 | 常州市双马医疗器材有限公司 |
| 16213 | 一次性使用静脉输液针 | 8#        | 8#        | 常州市双马医疗器材有限公司 | 常州市双马医疗器材有限公司 |
| 16265 | 一次性使用无菌注射器 | 1ml       | 1ml       | 常州市双马医疗器材有限公司 | 常州市双马医疗器材有限公司 |
| 16267 | 一次性使用无菌注射器 | 2ml       | 2ml       | 常州市双马医疗器材有限公司 | 常州市双马医疗器材有限公司 |
| 16270 | 一次性使用无菌注射器 | 3ml       | 3ml       | 常州市双马医疗器材有限公司 | 常州市双马医疗器材有限公司 |
| 16272 | 一次性使用无菌注射器 | 5ml       | 5ml       | 常州市双马医疗器材有限公司 | 常州市双马医疗器材有限公司 |
| 16273 | 一次性使用无菌注射器 | 10ml      | 10ml      | 常州市双马医疗器材有限公司 | 常州市双马医疗器材有限公司 |
| 16282 | 一次性使用无菌注射器 | 20ml      | 20ml      | 常州市双马医疗器材有限公司 | 常州市双马医疗器材有限公司 |
| 16290 | 一次性使用无菌注射器 | 30ml      | 30ml      | 常州市双马医疗器材有限公司 | 常州市双马医疗器材有限公司 |
| 16298 | 一次性使用无菌注射器 | 50ml      | 50ml      | 常州市双马医疗器材有限公司 | 常州市双马医疗器材有限公司 |
| 16407 | 330系列气体雾化器 | 33064020  | 33064020  | 南通杰西电器有限公司    | 南通杰西电器有限公司    |
| 16408 | 330系列气体雾化器 | 33065010A | 33065010A | 南通杰西电器有限公司    | 南通杰西电器有限公司    |

| 流水号   | 产品名称            | 产品规格      | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|-----------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|
| 16409 | X-OMATBT医用X射线胶片 | 5英寸×7英寸   | XBT        | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  |
| 16410 | 手术医用膜           | 20*30     | 20*30（普通式） | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 16411 | 手术医用膜           | 无纺布式      | 30*40无纺布式  | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 16415 | X-OMATBT医用X射线胶片 | 8英寸×10英寸  | XBT        | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  |
| 16421 | X-OMATBT医用X射线胶片 | 10英寸×12英寸 | XBT        | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  |
| 16426 | X-OMATBT医用X射线胶片 | 11英寸×14英寸 | XBT        | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  |
| 16448 | X-OMATBT医用X射线胶片 | 14英寸×17英寸 | XBT        | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  |
| 16459 | X-OMATBT医用X射线胶片 | 14英寸×14英寸 | XBT        | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  |
| 16528 | 阿尔梅TX医用X射线胶片    | 5英寸×7英寸   | TX         | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  |
| 16539 | 阿尔梅TX医用X射线胶片    | 8英寸×10英寸  | TX         | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  |
| 16542 | 阿尔梅TX医用X射线胶片    | 10英寸×12英寸 | TX         | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  |
| 16545 | 阿尔梅TX医用X射线胶片    | 11英寸×14英寸 | TX         | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格       | 产品型号           | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|---------------|------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 16548 | 阿尔梅TX医用X射线胶片  | 14英寸×14英寸  | TX             | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  |
| 16551 | 阿尔梅TX医用X射线胶片  | 14英寸×17英寸  | TX             | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司  |
| 16746 | 非织造布医用手术衣     | 加强式L       | 加强式L           | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 16887 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5#       | 6.5#（有粉）       | 扬州莱斯特科技有限公司     | 扬州莱斯特科技有限公司     |
| 16888 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7#         | 7#（有粉）         | 扬州莱斯特科技有限公司     | 扬州莱斯特科技有限公司     |
| 16904 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8#         | 8#（有粉）         | 扬州莱斯特科技有限公司     | 扬州莱斯特科技有限公司     |
| 16907 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5#       | 6.5#（无粉）       | 扬州莱斯特科技有限公司     | 扬州莱斯特科技有限公司     |
| 16911 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7#         | 7#（无粉）         | 扬州莱斯特科技有限公司     | 扬州莱斯特科技有限公司     |
| 16914 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5#       | 7.5#（无粉）       | 扬州莱斯特科技有限公司     | 扬州莱斯特科技有限公司     |
| 16917 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8#         | 8#（无粉）         | 扬州莱斯特科技有限公司     | 扬州莱斯特科技有限公司     |
| 16967 | 一次性使用薄膜手套     | 大号         | 大号             | 扬州莱斯特科技有限公司     | 扬州莱斯特科技有限公司     |
| 16989 | 固定夹板          | 7.5cm×30cm | Duk-inS-SPLITE | 康美药业股份有限公司      | 康美药业股份有限公司      |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|-----------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 16991 | 非织造布医用手术包 | 标准型（导管穿刺手术用） | 标准型（导管穿刺手术用） | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 17059 | 灭菌橡胶外科手套  | 6.5#         | 有粉           | 扬州东风塑胶有限公司      | 扬州东风塑胶有限公司      |
| 17063 | 灭菌橡胶外科手套  | 7#           | 有粉           | 扬州东风塑胶有限公司      | 扬州东风塑胶有限公司      |
| 17066 | 灭菌橡胶外科手套  | 7.5#         | 有粉           | 扬州东风塑胶有限公司      | 扬州东风塑胶有限公司      |
| 17068 | 灭菌橡胶外科手套  | 8#           | 有粉           | 扬州东风塑胶有限公司      | 扬州东风塑胶有限公司      |
| 17070 | 灭菌橡胶外科手套  | 6.5#         | 无粉           | 扬州东风塑胶有限公司      | 扬州东风塑胶有限公司      |
| 17071 | 灭菌橡胶外科手套  | 7#           | 无粉           | 扬州东风塑胶有限公司      | 扬州东风塑胶有限公司      |
| 17072 | 灭菌橡胶外科手套  | 7.5#         | 无粉           | 扬州东风塑胶有限公司      | 扬州东风塑胶有限公司      |
| 17073 | 灭菌橡胶外科手套  | 8#           | 无粉           | 扬州东风塑胶有限公司      | 扬州东风塑胶有限公司      |
| 17077 | 检查手套      | 6.5#         | 盒装           | 扬州东风塑胶有限公司      | 扬州东风塑胶有限公司      |
| 17079 | 检查手套      | 7#           | 盒装           | 扬州东风塑胶有限公司      | 扬州东风塑胶有限公司      |
| 17081 | 检查手套      | 7.5#         | 盒装           | 扬州东风塑胶有限公司      | 扬州东风塑胶有限公司      |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格    | 产品型号       | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-----------|---------|------------|----------------|----------------|
| 17082 | 检查手套      | 6.5#    | 独立装        | 扬州东风塑胶有限公司     | 扬州东风塑胶有限公司     |
| 17084 | 检查手套      | 7#      | 独立装        | 扬州东风塑胶有限公司     | 扬州东风塑胶有限公司     |
| 17086 | 检查手套      | 7.5#    | 独立装        | 扬州东风塑胶有限公司     | 扬州东风塑胶有限公司     |
| 17091 | 一次性使用胃管   | 6#      | 2.0mm      | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17093 | 一次性使用胃管   | 8#      | 2.7mm      | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17095 | 一次性使用胃管   | 10#     | 3.3mm      | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17096 | 一次性使用胃管   | 12#     | 4.0mm      | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17098 | 一次性使用胃管   | 14#     | 4.7mm      | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17099 | 一次性使用胃管   | 16#     | 5.3mm      | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17100 | 一次性使用胃管   | 18#     | 6.0mm      | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17119 | 一次性输氧面罩   | 大       | 6#（成人用大码）  | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17129 | 藻酸盐无菌伤口敷料 | 5cm×5cm | 非自粘型（AD05） | 青岛明月生物医用材料有限公司 | 青岛明月生物医用材料有限公司 |



| 流水号   | 产品名称          | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业        | 挂网企业        |
|-------|---------------|------|-----------|-------------|-------------|
| 17131 | 一次性输氧面罩       | 大    | 5#（成人用中码） | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 17132 | 一次性输氧面罩       | 中    | 4#（成人用小码） | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 17134 | 一次性输氧面罩       | 中    | 3#（小孩用）   | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 17135 | 一次性输氧面罩       | 小    | 2#（幼儿用）   | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 17136 | 一次性输氧面罩       | 小    | 1#（婴儿用）   | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 17141 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 6.5# | 6.5(盒装)   | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 17142 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7#   | 7(盒装)     | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 17145 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7.5# | 7.5(盒装)   | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 17146 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 6.5# | 6.5（独立装）  | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 17147 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7#   | 7（独立装）    | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 17148 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7.5# | 7.5（独立装）  | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 17158 | 一次性使用硅橡胶导尿管   | Fr6  | （单腔）2.0mm | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称        | 产品规格      | 产品型号       | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-------------|-----------|------------|----------------|----------------|
| 17159 | 一次性使用硅橡胶导尿管 | Fr8       | （单腔）2.7mm  | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17160 | 一次性使用硅橡胶导尿管 | Fr10      | （单腔）3.3mm  | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17161 | 一次性使用硅橡胶导尿管 | Fr12      | （单腔）4.0mm  | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17164 | 一次性使用硅橡胶导尿管 | Fr14      | （单腔）4.7mm  | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17165 | 一次性使用硅橡胶导尿管 | Fr16      | （单腔）5.3mm  | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17166 | 一次性使用硅橡胶导尿管 | Fr18      | （单腔）6.0mm  | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17176 | 藻酸盐无菌伤口敷料   | 10cm×10cm | 非自粘型（AD10） | 青岛明月生物医用材料有限公司 | 青岛明月生物医用材料有限公司 |
| 17186 | 医用敷贴        | 6×7cm     | 6×7cm      | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17188 | 医用敷贴        | 10×12cm   | 10×12cm    | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17195 | 医用敷贴        | 10×20cm   | 10×20cm    | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17198 | 医用敷贴        | 10×25cm   | 10×25cm    | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17204 | 一次性麻醉面罩     | 成人        | 4#(成人用小码)  | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格         | 产品型号             | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------|--------------|------------------|----------------|----------------|
| 17205 | 一次性麻醉面罩       | 儿童           | 1#（婴儿用）          | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17287 | 一次性使用静脉输液针    | 5#           | 5mm              | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 17306 | 脱脂纱布片         | 6cm×8cm×8    | 6cm×8cm×8        | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17308 | 脱脂纱布片         | 8cm×8cm×8    | 8cm×8cm×8        | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17310 | 脱脂纱布片         | 8cm×10cm×8   | 8cm×10cm×8       | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17313 | 脱脂纱布片         | 40cm×50cm×8  | 40cm×50cm×8      | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17316 | 脱脂纱布片         | 40cm×30cm×8  | 40cm×30cm×8      | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17339 | 脱脂纱布片         | 40cm×50cm    | X带显影40cm×50cm    | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17341 | 脱脂纱布片         | 40cm×40cm-4p | X带显影40cm×40cm-4p | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 17434 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6. 5#        | 6. 5#            | 菏泽三木卫生材料有限公司   | 菏泽三木卫生材料有限公司   |
| 17441 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7#           | 7#               | 菏泽三木卫生材料有限公司   | 菏泽三木卫生材料有限公司   |
| 17445 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7. 5#        | 7. 5#            | 菏泽三木卫生材料有限公司   | 菏泽三木卫生材料有限公司   |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格        | 产品型号                | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|---------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|
| 17451 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8#          | 8#                  | 菏泽三木卫生材料有限公司 | 菏泽三木卫生材料有限公司 |
| 17462 | 检查手套          | 6.5#        | 有粉表面（小号）            | 菏泽三木卫生材料有限公司 | 菏泽三木卫生材料有限公司 |
| 17467 | 检查手套          | 7#          | 有粉表面（中号）            | 菏泽三木卫生材料有限公司 | 菏泽三木卫生材料有限公司 |
| 17472 | 检查手套          | 7.5#        | 有粉表面（大号）            | 菏泽三木卫生材料有限公司 | 菏泽三木卫生材料有限公司 |
| 17510 | 医用自粘敷贴        | 6×7cm       | 6×7cm               | 菏泽三木卫生材料有限公司 | 菏泽三木卫生材料有限公司 |
| 17511 | 医用自粘敷贴        | 10×15cm     | 10×15cm             | 菏泽三木卫生材料有限公司 | 菏泽三木卫生材料有限公司 |
| 17512 | 医用自粘敷贴        | 10×20cm     | 10×20cm             | 菏泽三木卫生材料有限公司 | 菏泽三木卫生材料有限公司 |
| 17514 | 医用自粘敷贴        | 10×25cm     | 10×25cm             | 菏泽三木卫生材料有限公司 | 菏泽三木卫生材料有限公司 |
| 17515 | 弹性绷带          | 10cm×450cm  | 10cm×450cm（常规弹力绷带）  | 菏泽三木卫生材料有限公司 | 菏泽三木卫生材料有限公司 |
| 17517 | 弹性绷带          | 7.5cm×450cm | 7.5cm×450cm（常规弹力绷带） | 菏泽三木卫生材料有限公司 | 菏泽三木卫生材料有限公司 |
| 17525 | 纱布绷带          | 6cm×600cm   | 6cm×600cm           | 菏泽三木卫生材料有限公司 | 菏泽三木卫生材料有限公司 |
| 17526 | 纱布绷带          | 8cm×600cm   | 8cm×600cm           | 菏泽三木卫生材料有限公司 | 菏泽三木卫生材料有限公司 |

| 流水号   | 产品名称               | 产品规格             | 产品型号           | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 17530 | 橡皮膏                | 26cm×500cm×1卷    | 26cm×500cm     | 菏泽三木卫生材料有限公司    | 菏泽三木卫生材料有限公司    |
| 17535 | 棉签                 | 10cm             | 10cm（A型）       | 菏泽三木卫生材料有限公司    | 菏泽三木卫生材料有限公司    |
| 17691 | 医用阴道冲洗器            | 180ml            | A型             | 江西益康医疗器械集团有限公司  | 江西益康医疗器械集团有限公司  |
| 17980 | 固定夹板               | 7.5cm×30cm       | Duk-inN-SPLINT | 康美药业股份有限公司      | 康美药业股份有限公司      |
| 17984 | 固定夹板               | 10cm×76cm        | Duk-inS-SPLITE | 康美药业股份有限公司      | 康美药业股份有限公司      |
| 17985 | 固定夹板               | 12.5cm×76cm      | Duk-inS-SPLITE | 康美药业股份有限公司      | 康美药业股份有限公司      |
| 18012 | 固定夹板               | 12.5cm×76cm      | Duk-inN-SPLINT | 康美药业股份有限公司      | 康美药业股份有限公司      |
| 18079 | 固定夹板               | 10cm×76cm        | Duk-inN-SPLINT | 康美药业股份有限公司      | 康美药业股份有限公司      |
| 18265 | 医用高分子夹板（商品名：低温热塑板） | 900*600*2.4MM    | E90060024      | 陕西爱健医疗器械有限公司    | 陕西爱健医疗器械有限公司    |
| 18337 | 医用高分子夹板（商品名：低温热塑板） | 900*600*3.2MM    | E90060032      | 陕西爱健医疗器械有限公司    | 陕西爱健医疗器械有限公司    |
| 18339 | 医用高分子夹板（商品名：低温热塑板） | 900*600*4.0MM    | E90060040      | 陕西爱健医疗器械有限公司    | 陕西爱健医疗器械有限公司    |
| 18353 | 一次性医用口罩            | 活带口罩三层17.5×9.5cm | 常规             | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                | 产品规格          | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|---------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 18372 | 医用高分子夹板（商品名：低温热塑腰围） | 450*450*3.2MM | E45045032 | 陕西爱健医疗器械有限公司    | 陕西爱健医疗器械有限公司    |
| 18373 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套       | 7.5#          | 7.5#（有粉）  | 扬州莱斯特科技有限公司     | 扬州莱斯特科技有限公司     |
| 18484 | 医用高分子夹板（商品名：低温热塑面罩） | 450*450*2.0MM | E45045020 | 陕西爱健医疗器械有限公司    | 陕西爱健医疗器械有限公司    |
| 18485 | 医用高分子夹板（商品名：低温热塑肘托） | 125*750*3.2   | E12575032 | 陕西爱健医疗器械有限公司    | 陕西爱健医疗器械有限公司    |
| 18486 | 医用高分子夹板（商品名：低温热塑足托） | 150*900*3.2MM | E15090032 | 陕西爱健医疗器械有限公司    | 陕西爱健医疗器械有限公司    |
| 18621 | 一次性使用胃管             | 14#           | 普通型（单腔）   | 江苏伊凯医疗器械有限公司    | 江苏伊凯医疗器械有限公司    |
| 18624 | 一次性使用胃管             | 16#           | 普通型（单腔）   | 江苏伊凯医疗器械有限公司    | 江苏伊凯医疗器械有限公司    |
| 18646 | 医用打印胶片              | 10英寸×12英寸     | AWLM      | 安徽奥斯博医疗仪器设备有限公司 | 安徽奥斯博医疗仪器设备有限公司 |
| 18653 | 医用打印胶片              | 11英寸×14英寸     | AWLM      | 安徽奥斯博医疗仪器设备有限公司 | 安徽奥斯博医疗仪器设备有限公司 |
| 18658 | 医用打印胶片              | 14英寸×17英寸     | AWLM      | 安徽奥斯博医疗仪器设备有限公司 | 安徽奥斯博医疗仪器设备有限公司 |
| 18660 | 医用打印胶片              | 8英寸×10英寸      | AWLM      | 安徽奥斯博医疗仪器设备有限公司 | 安徽奥斯博医疗仪器设备有限公司 |
| 18687 | 一次性使用胃管             | 14#           | 普通型（双腔）   | 江苏伊凯医疗器械有限公司    | 江苏伊凯医疗器械有限公司    |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|----------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 18716 | 一次性使用胃管  | 16#         | 普通型（双腔）     | 江苏伊凯医疗器械有限公司  | 江苏伊凯医疗器械有限公司  |
| 18755 | 一次性使用胃管  | 14#         | 普通型（三腔）     | 江苏伊凯医疗器械有限公司  | 江苏伊凯医疗器械有限公司  |
| 18787 | 一次性使用胃管  | 16#         | 普通型（三腔）     | 江苏伊凯医疗器械有限公司  | 江苏伊凯医疗器械有限公司  |
| 18795 | 一次性使用胃管  | 16#         | 肠营养型        | 江苏伊凯医疗器械有限公司  | 江苏伊凯医疗器械有限公司  |
| 19087 | 壳聚糖功能性敷料 | 60mm*70mm   | 60mm*70mm   | 东莞市鸿元医药科技有限公司 | 东莞市鸿元医药科技有限公司 |
| 19089 | 壳聚糖功能性敷料 | 90mm*100mm  | 90mm*100mm  | 东莞市鸿元医药科技有限公司 | 东莞市鸿元医药科技有限公司 |
| 19090 | 壳聚糖功能性敷料 | 100mm*150mm | 100mm*150mm | 东莞市鸿元医药科技有限公司 | 东莞市鸿元医药科技有限公司 |
| 19091 | 壳聚糖功能性敷料 | 100mm*200mm | 100mm*200mm | 东莞市鸿元医药科技有限公司 | 东莞市鸿元医药科技有限公司 |
| 19092 | 壳聚糖功能性敷料 | 100mm*250mm | 100mm*250mm | 东莞市鸿元医药科技有限公司 | 东莞市鸿元医药科技有限公司 |
| 19178 | 医用高分子夹板  | 22×13cm     | XL-2        | 上海国颂医疗科技有限公司  | 上海国颂医疗科技有限公司  |
| 19221 | 医用无菌敷料   | 60mm*70mm   | 60mm*70mm   | 东莞市鸿元医药科技有限公司 | 东莞市鸿元医药科技有限公司 |
| 19223 | 医用无菌敷料   | 100mm*100mm | 100mm*100mm | 东莞市鸿元医药科技有限公司 | 东莞市鸿元医药科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 19235 | 医用无菌敷料     | 100mm*150mm | 100mm*150mm | 东莞市鸿元医药科技有限公司 | 东莞市鸿元医药科技有限公司 |
| 19237 | 医用无菌敷料     | 100mm*200mm | 100mm*200mm | 东莞市鸿元医药科技有限公司 | 东莞市鸿元医药科技有限公司 |
| 19243 | 医用无菌敷料     | 100mm*250mm | 100mm*250mm | 东莞市鸿元医药科技有限公司 | 东莞市鸿元医药科技有限公司 |
| 19247 | 医用透明敷料     | 60mm*100mm  | A型          | 东莞市鸿元医药科技有限公司 | 东莞市鸿元医药科技有限公司 |
| 19250 | 医用透明敷料     | 60mm*100mm  | B型          | 东莞市鸿元医药科技有限公司 | 东莞市鸿元医药科技有限公司 |
| 19253 | 医用透明敷料     | 60mm*100mm  | D型          | 东莞市鸿元医药科技有限公司 | 东莞市鸿元医药科技有限公司 |
| 19256 | 医用透明敷料     | 100mm*150mm | A型          | 东莞市鸿元医药科技有限公司 | 东莞市鸿元医药科技有限公司 |
| 19430 | 一次性使用真空采血管 | 2ml         | 浅紫色玻璃管(血常规) | 沈阳宝康生物工程有限公司  | 沈阳宝康生物工程有限公司  |
| 19439 | 一次性使用真空采血管 | 2ml         | 黑色玻璃管(血沉)   | 沈阳宝康生物工程有限公司  | 沈阳宝康生物工程有限公司  |
| 19446 | 一次性使用真空采血管 | 2ml         | 浅蓝色玻璃管(血凝)  | 沈阳宝康生物工程有限公司  | 沈阳宝康生物工程有限公司  |
| 19450 | 一次性使用真空采血管 | 2ml         | 绿色玻璃管(肝素钠)  | 沈阳宝康生物工程有限公司  | 沈阳宝康生物工程有限公司  |
| 19462 | 一次性使用真空采血管 | 2ml         | 橙色玻璃管(促凝)   | 沈阳宝康生物工程有限公司  | 沈阳宝康生物工程有限公司  |



| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号         | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|------------|------|--------------|--------------|--------------|
| 19467 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | 黄色玻璃管（分离胶生化） | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |
| 19470 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 浅紫色玻璃管（血常规）  | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |
| 19472 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 黑色玻璃管（血沉）    | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |
| 19473 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 浅蓝色玻璃管（血凝）   | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |
| 19475 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 绿色玻璃管（肝素钠）   | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |
| 19478 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 橙色玻璃管（促凝）    | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |
| 19480 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 黄色玻璃管（分离胶生化） | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |
| 19485 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 浅紫色玻璃管（血常规）  | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |
| 19486 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 黑色玻璃管（血沉）    | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |
| 19487 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 浅蓝色玻璃管（血凝）   | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |
| 19489 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 绿色玻璃管（肝素钠）   | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |
| 19491 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 橙色玻璃管（促凝）    | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 19493 | 一次性使用真空采血管   | 4ml          | 黄色玻璃管（分离胶生化） | 沈阳宝康生物工程有限公司   | 沈阳宝康生物工程有限公司   |
| 19501 | 一次性使用真空采血管   | 5ml          | 浅紫色玻璃管（血常规）  | 沈阳宝康生物工程有限公司   | 沈阳宝康生物工程有限公司   |
| 19502 | 一次性使用真空采血管   | 5ml          | 绿色玻璃管（肝素钠）   | 沈阳宝康生物工程有限公司   | 沈阳宝康生物工程有限公司   |
| 19506 | 一次性使用真空采血管   | 5ml          | 橙色玻璃管（促凝）    | 沈阳宝康生物工程有限公司   | 沈阳宝康生物工程有限公司   |
| 19511 | 一次性使用真空采血管   | 5ml          | 黄色玻璃管（分离胶生化） | 沈阳宝康生物工程有限公司   | 沈阳宝康生物工程有限公司   |
| 19887 | 医用冷敷贴（输液贴型）  | 60mm×70mm无纺布 | 输液贴型         | 珠海市创美健医疗器械有限公司 | 珠海市创美健医疗器械有限公司 |
| 20195 | 一次性使用输注泵     | 自控型100ml     | PCA-100C     | 浙江辰和医疗设备有限公司   | 浙江辰和医疗设备有限公司   |
| 20234 | 一次性使用输注泵     | 自控型100ml     | PCA-100B     | 浙江辰和医疗设备有限公司   | 浙江辰和医疗设备有限公司   |
| 20235 | 一次性使用输注泵     | 自控型200ml     | PCA-200C     | 浙江辰和医疗设备有限公司   | 浙江辰和医疗设备有限公司   |
| 20236 | 一次性使用输注泵     | 自控型200ml     | PCA-200B     | 浙江辰和医疗设备有限公司   | 浙江辰和医疗设备有限公司   |
| 20240 | 一次性使用压力监测传感器 | DTP-248      | DTP-248      | 浙江辰和医疗设备有限公司   | 浙江辰和医疗设备有限公司   |
| 20241 | 一次性使用压力监测传感器 | DTP-248II    | DTP-248II    | 浙江辰和医疗设备有限公司   | 浙江辰和医疗设备有限公司   |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格      | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------------|-----------|---------|----------------|----------------|
| 20242 | 一次性使用连接管     | 三通阀       | 三通阀     | 浙江辰和医疗设备有限公司   | 浙江辰和医疗设备有限公司   |
| 20249 | 一次性血氧探头      | P0511     | P0511   | 深圳市普凌姆科技有限公司   | 深圳市普凌姆科技有限公司   |
| 20250 | 一次性血氧探头      | P0511C    | P0511C  | 深圳市普凌姆科技有限公司   | 深圳市普凌姆科技有限公司   |
| 20251 | 一次性血氧探头      | P0511D    | P0511D  | 深圳市普凌姆科技有限公司   | 深圳市普凌姆科技有限公司   |
| 20316 | 一次性使用换药包     | NULL      |         | 江西海福特卫生用品有限公司  | 江西海福特卫生用品有限公司  |
| 20317 | 一次性使用产包      | HFT2      | 引产型     | 江西海福特卫生用品有限公司  | 江西海福特卫生用品有限公司  |
| 20431 | 一次性使用手术包     | NULL      |         | 江西海福特卫生用品有限公司  | 江西海福特卫生用品有限公司  |
| 20436 | 一次性使用产包      | HFT1      | 多功能     | 江西海福特卫生用品有限公司  | 江西海福特卫生用品有限公司  |
| 20437 | 一次性使用产包      | HFT3      | 标准      | 江西海福特卫生用品有限公司  | 江西海福特卫生用品有限公司  |
| 20446 | 医用纱布敷料       | 6cm×8cm×8 | A1型     | 江西海福特卫生用品有限公司  | 江西海福特卫生用品有限公司  |
| 20448 | 一次性多功能手术冲吸导管 | JM-CX1A   | JM-CX1A | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 |
| 20449 | 一次性多功能手术冲吸导管 | JM-CX4    | JM-CX4  | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格           | 产品型号         | 生产企业              | 挂网企业              |
|-------|--------------|----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 20452 | 一次性多功能手术冲吸导管 | JM-CX4B        | JM-CX4B      | 江苏海泽医疗科技发展有限公司    | 江苏海泽医疗科技发展有限公司    |
| 20469 | 医用纱布敷料       | 8cm×8cm×8      | A1型          | 江西海福特卫生用品有限公司     | 江西海福特卫生用品有限公司     |
| 20484 | 医用纱布敷料       | 8cm×10cm×8     | A1型          | 江西海福特卫生用品有限公司     | 江西海福特卫生用品有限公司     |
| 20485 | 医用纱布敷料       | 40cm×50cm×8    | C1型          | 江西海福特卫生用品有限公司     | 江西海福特卫生用品有限公司     |
| 20493 | 医用纱布敷料       | 40cm×30cm×8    | C1型30cm×40cm | 江西海福特卫生用品有限公司     | 江西海福特卫生用品有限公司     |
| 20495 | 医用纱布敷料       | 40cm×50cm      | C1型          | 江西海福特卫生用品有限公司     | 江西海福特卫生用品有限公司     |
| 20515 | 医用纱布敷料       | 40cm×40cm-4p   | C1型          | 江西海福特卫生用品有限公司     | 江西海福特卫生用品有限公司     |
| 20522 | 一次性使用手术单     | 80cm×120cm无纺布  | 垫单：H1型       | 江西海福特卫生用品有限公司     | 江西海福特卫生用品有限公司     |
| 20529 | 胶原蛋白海绵       | 2×2×0.4cm      | 2×2×0.4cm    | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 |
| 20540 | 一次性使用手术单     | 130cm×220cm无纺布 | 垫单：H1型       | 江西海福特卫生用品有限公司     | 江西海福特卫生用品有限公司     |
| 20549 | 一次性使用手术单     | 120cm×200cm无纺布 | 垫单：H1型       | 江西海福特卫生用品有限公司     | 江西海福特卫生用品有限公司     |
| 20556 | 一次性使用手术单     | 60cm×50cm      | 医用治疗巾：F型     | 江西海福特卫生用品有限公司     | 江西海福特卫生用品有限公司     |

| 流水号   | 产品名称   | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业              | 挂网企业              |
|-------|--------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 20631 | 胶原蛋白海绵 | 3×4×0.4cm   | 3×4×0.4cm   | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 |
| 20634 | 胶原蛋白海绵 | 3×5×0.4cm   | 3×5×0.4cm   | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 |
| 20635 | 胶原蛋白海绵 | 4×6×0.4cm   | 4×6×0.4cm   | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 |
| 20637 | 胶原蛋白海绵 | 5×5×0.4cm   | 5×5×0.4cm   | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 |
| 20638 | 胶原蛋白海绵 | 5×10×0.4cm  | 5×10×0.4cm  | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 |
| 20640 | 胶原蛋白海绵 | 8×5×0.4cm   | 8×5×0.4cm   | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 |
| 20641 | 胶原蛋白海绵 | 8×6×0.4cm   | 8×6×0.4cm   | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 |
| 20642 | 胶原蛋白海绵 | 4×6×0.2cm   | 4×6×0.2cm   | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 |
| 20643 | 胶原蛋白海绵 | 5×5×0.2cm   | 5×5×0.2cm   | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 |
| 20644 | 胶原蛋白海绵 | 5×10×0.2cm  | 5×10×0.2cm  | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 |
| 20646 | 胶原蛋白海绵 | 8×10×0.2cm  | 8×10×0.2cm  | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 |
| 20648 | 胶原蛋白海绵 | 10×10×0.2cm | 10×10×0.2cm | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                     | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|--------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 20649 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A0209-SA01 | A0209-SA01 | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20650 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A0209-SA02 | A0209-SA02 | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20651 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A0209-SA03 | A0209-SA03 | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20652 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A0209-SP01 | A0209-SP01 | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20653 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A0209-SP02 | A0209-SP02 | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20654 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A0209-SP03 | A0209-SP03 | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20655 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A0209-SI01 | A0209-SI01 | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20665 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A0209-SI02 | A0209-SI02 | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20666 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A0209-SI03 | A0209-SI03 | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20667 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A0209-SN01 | A0209-SN01 | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20668 | 一次性使用手术单                 | 120×80cm   | 洞巾：T1型     | 江西海福特卫生用品有限公司 | 江西海福特卫生用品有限公司 |
| 20669 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A0209-SN02 | A0209-SN02 | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |

| 流水号   | 产品名称                     | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|--------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 20670 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A0209-SN03 | A0209-SN03 | 深圳市安普康科技有限公司 | 深圳市安普康科技有限公司 |
| 20671 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SA01 | A1418-SA01 | 深圳市安普康科技有限公司 | 深圳市安普康科技有限公司 |
| 20672 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SA02 | A1418-SA02 | 深圳市安普康科技有限公司 | 深圳市安普康科技有限公司 |
| 20673 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SA03 | A1418-SA03 | 深圳市安普康科技有限公司 | 深圳市安普康科技有限公司 |
| 20674 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SP01 | A1418-SP01 | 深圳市安普康科技有限公司 | 深圳市安普康科技有限公司 |
| 20675 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SP02 | A1418-SP02 | 深圳市安普康科技有限公司 | 深圳市安普康科技有限公司 |
| 20676 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SP03 | A1418-SP03 | 深圳市安普康科技有限公司 | 深圳市安普康科技有限公司 |
| 20677 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SI01 | A1418-SI01 | 深圳市安普康科技有限公司 | 深圳市安普康科技有限公司 |
| 20678 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SI03 | A1418-SI03 | 深圳市安普康科技有限公司 | 深圳市安普康科技有限公司 |
| 20679 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SN01 | A1418-SN01 | 深圳市安普康科技有限公司 | 深圳市安普康科技有限公司 |
| 20681 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SN02 | A1418-SN02 | 深圳市安普康科技有限公司 | 深圳市安普康科技有限公司 |
| 20682 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SN03 | A1418-SN03 | 深圳市安普康科技有限公司 | 深圳市安普康科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                     | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|--------------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 20683 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SA01M | A1418-SA01M | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20684 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SA02M | A1418-SA02M | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20685 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SA03M | A1418-SA03M | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20686 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SP01M | A1418-SP01M | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20687 | 一次性使用手术单                 | 40×50cm     | 洞巾：T1型      | 江西海福特卫生用品有限公司 | 江西海福特卫生用品有限公司 |
| 20688 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SP02M | A1418-SP02M | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20689 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SP03M | A1418-SP03M | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20690 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SI01M | A1418-SI01M | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20692 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SI02M | A1418-SI02M | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20693 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SI03M | A1418-SI03M | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20694 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SN01M | A1418-SN01M | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20695 | 粘附性血氧探头（商品名：<br>一次性血氧探头） | A1418-SN02M | A1418-SN02M | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |



| 流水号   | 产品名称                 | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 20696 | 粘附性血氧探头（商品名：一次性血氧探头） | A1418-SN03M | A1418-SN03M | 深圳市安普康科技有限公司  | 深圳市安普康科技有限公司  |
| 20704 | 一次性使用手术单             | 40×60cm     | 洞巾：T1型      | 江西海福特卫生用品有限公司 | 江西海福特卫生用品有限公司 |
| 20709 | 一次性使用手术单             | 50×60cm     | 洞巾：T1型      | 江西海福特卫生用品有限公司 | 江西海福特卫生用品有限公司 |
| 20750 | 一次性使用口罩              | 大号          | H3          | 江西海福特卫生用品有限公司 | 江西海福特卫生用品有限公司 |
| 20762 | 一次性使用口罩              | 中号          | H3          | 江西海福特卫生用品有限公司 | 江西海福特卫生用品有限公司 |
| 20784 | 一次性使用口罩              | 小号          | H3          | 江西海福特卫生用品有限公司 | 江西海福特卫生用品有限公司 |
| 20788 | 一次性使用口罩              | 大号          | HFT3        | 江西海福特卫生用品有限公司 | 江西海福特卫生用品有限公司 |
| 20789 | 一次性使用口罩              | 中号          | HFT3        | 江西海福特卫生用品有限公司 | 江西海福特卫生用品有限公司 |
| 20790 | 一次性使用口罩              | 小号          | HFT3        | 江西海福特卫生用品有限公司 | 江西海福特卫生用品有限公司 |
| 20791 | 一次性使用手术帽             | 64×14cm     | HFT1        | 江西海福特卫生用品有限公司 | 江西海福特卫生用品有限公司 |
| 20793 | 一次性使用手术帽             | 64×16cm     | HFT1        | 江西海福特卫生用品有限公司 | 江西海福特卫生用品有限公司 |
| 20794 | 一次性使用手术帽             | 48×48cm     | HFT2        | 江西海福特卫生用品有限公司 | 江西海福特卫生用品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------|------|-----------|----------------|----------------|
| 20817 | 医用灌肠袋    | 18Fr | BSYG—一体I型 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 20818 | 多用引流连接导管 | F26  | BSJ型      | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 20820 | 多用引流连接导管 | F28  | BSJ型      | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 20822 | 多用引流链接导管 | F30  | BSJ型      | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 20824 | 可控式负压吸痰管 | 8F   | BSE-吸痰II型 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 20825 | 可控式负压吸痰管 | 10F  | BSE-吸痰II型 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 20826 | 可控式负压吸痰管 | 12F  | BSE-吸痰II型 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 20827 | 可控式负压吸痰管 | 14F  | BSE-吸痰II型 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 20828 | 可控式负压吸痰管 | 16F  | BSE-吸痰II型 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 20829 | 可控式负压吸痰管 | 18F  | BSE-吸痰II型 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 20837 | 多用胃管     | 6#   | BSW型      | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 20838 | 多用胃管     | 8#   | BSW型      | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格         | 产品型号      | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| 20840 | 多用胃管     | 10#          | BSW型      | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 20842 | 多用胃管     | 12#          | BSW型      | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 20844 | 多用胃管     | 14#          | BSW型      | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 20845 | 医用一次性手术衣 | 120×120cm无纺布 | 67-1120-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 20846 | 多用胃管     | 16#          | BSW型      | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 20848 | 多用胃管     | 18#          | BSW型      | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 20851 | 一次性阴道扩张器 | 大            | 59004大号   | 青岛恒义佳医疗器械有限公司  | 青岛恒义佳医疗器械有限公司  |
| 20853 | 一次性阴道扩张器 | 中            | 59001，中号  | 青岛恒义佳医疗器械有限公司  | 青岛恒义佳医疗器械有限公司  |
| 20854 | 可调式吸氧管   | 大            | BSD面罩型    | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 20855 | 一次性阴道扩张器 | 小            | 59000，小号  | 青岛恒义佳医疗器械有限公司  | 青岛恒义佳医疗器械有限公司  |
| 20856 | 可调式吸氧管   | 中            | BSD面罩型    | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 20857 | 可调式吸氧管   | 小            | BSD面罩型    | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |

| 流水号   | 产品名称             | 产品规格         | 产品型号                 | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------------|--------------|----------------------|----------------|----------------|
| 20858 | 一次性阴道扩张器         | 极小号          | 590XS, 极小号           | 青岛恒义佳医疗器械有限公司  | 青岛恒义佳医疗器械有限公司  |
| 20860 | 高速射流空吸式雾化吸入器     | 吸嘴型          | BST-吸嘴型              | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 20906 | 一次性使用无菌注射器带针     | 2ml          | 2ml                  | 山东淄博山川医用器材有限公司 | 山东淄博山川医用器材有限公司 |
| 20907 | 一次性使用无菌注射器带针     | 5ml          | 5ml                  | 山东淄博山川医用器材有限公司 | 山东淄博山川医用器材有限公司 |
| 20910 | 一次性使用无菌注射器带针     | 20ml         | 20ml                 | 山东淄博山川医用器材有限公司 | 山东淄博山川医用器材有限公司 |
| 20913 | 一次性阴道扩张器         | 中            | 59006, 带排烟管中号        | 青岛恒义佳医疗器械有限公司  | 青岛恒义佳医疗器械有限公司  |
| 20915 | 一次性阴道扩张器         | 小            | 59005, 带排烟管小号        | 青岛恒义佳医疗器械有限公司  | 青岛恒义佳医疗器械有限公司  |
| 20936 | 一次性使用机用无菌溶药注射器带针 | 20ml         | JY20ml-1.6mm-CZ (侧孔) | 哈尔滨丁香医疗器械有限公司  | 哈尔滨丁香医疗器械有限公司  |
| 20943 | 医用一次性手术衣         | 120×120cm无纺布 | 67-5120-S            | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 20944 | 医用一次性手术衣         | 120×120cm无纺布 | 67-3120-S            | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 20964 | 一次性使用机用无菌溶药注射器带针 | 20ml         | JY20ml-1.6mm-XZ (斜面) | 哈尔滨丁香医疗器械有限公司  | 哈尔滨丁香医疗器械有限公司  |
| 20979 | 固定绷带             | 5cm×360cm    | DUK-INLITE ‘S’       | 康美药业股份有限公司     | 康美药业股份有限公司     |

| 流水号   | 产品名称    | 产品规格         | 产品型号              | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|---------|--------------|-------------------|--------------|--------------|
| 20981 | 固定绷带    | 7.5cm×360cm  | DUK-INLITE ‘S’    | 康美药业股份有限公司   | 康美药业股份有限公司   |
| 20984 | 固定绷带    | 10cm×360cm   | DUK-INLITE ‘S’    | 康美药业股份有限公司   | 康美药业股份有限公司   |
| 20986 | 固定绷带    | 10cm×360cm   | DUK-INLITE ‘Poly’ | 康美药业股份有限公司   | 康美药业股份有限公司   |
| 20988 | 固定绷带    | 12.5cm×360cm | DUK-INLITE ‘S’    | 康美药业股份有限公司   | 康美药业股份有限公司   |
| 20989 | 一次性使用胃管 | 16#          | 三腔胃管              | 烟台百特生物技术有限公司 | 烟台百特生物技术有限公司 |
| 20990 | 固定绷带    | 5cm×360cm    | DUK-INLITE ‘Poly’ | 康美药业股份有限公司   | 康美药业股份有限公司   |
| 20992 | 固定绷带    | 7.5cm×360cm  | DUK-INLITE ‘Poly’ | 康美药业股份有限公司   | 康美药业股份有限公司   |
| 20994 | 固定绷带    | 12.5cm×360cm | DUK-INLITE ‘Poly’ | 康美药业股份有限公司   | 康美药业股份有限公司   |
| 20997 | 脉冲止痛笔   | MD101        | MD101型            | 康美药业股份有限公司   | 康美药业股份有限公司   |
| 20999 | 藻酸锌钙盐敷料 | 60mm×70mm    | 自粘型               | 上海贝琮齿材有限公司   | 上海贝琮齿材有限公司   |
| 21001 | 藻酸锌钙盐敷料 | 80mm×80mm    | 自粘型               | 上海贝琮齿材有限公司   | 上海贝琮齿材有限公司   |
| 21002 | 藻酸锌钙盐敷料 | 90mm×150mm   | 自粘型               | 上海贝琮齿材有限公司   | 上海贝琮齿材有限公司   |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格        | 产品型号          | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-----------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 21003 | 藻酸锌钙盐敷料   | 90mm×200mm  | 自粘型           | 上海贝琮齿材有限公司     | 上海贝琮齿材有限公司     |
| 21004 | 藻酸锌钙盐敷料   | 90mm×250mm  | 自粘型           | 上海贝琮齿材有限公司     | 上海贝琮齿材有限公司     |
| 21005 | 藻酸锌钙盐敷料   | 10mm×10mm   | 非自粘型          | 上海贝琮齿材有限公司     | 上海贝琮齿材有限公司     |
| 21006 | 藻酸锌钙盐敷料   | 20mm×40mm双层 | 非自粘型          | 上海贝琮齿材有限公司     | 上海贝琮齿材有限公司     |
| 21007 | 藻酸锌钙盐敷料   | 80mm×80mm   | 非自粘型80mm*80mm | 上海贝琮齿材有限公司     | 上海贝琮齿材有限公司     |
| 21008 | 藻酸锌钙盐敷料   | 100mm×200mm | 非自粘型          | 上海贝琮齿材有限公司     | 上海贝琮齿材有限公司     |
| 21009 | 藻酸锌钙盐敷料   | 150mm×250mm | 非自粘型          | 上海贝琮齿材有限公司     | 上海贝琮齿材有限公司     |
| 21010 | 藻酸锌钙盐敷料   | 200mm×300mm | 非自粘型          | 上海贝琮齿材有限公司     | 上海贝琮齿材有限公司     |
| 21031 | 医用一次性手术包  | 剖腹产手术包      | 70-3030-S     | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 21034 | 医用一次性手术包  | 顺产产包        | 70-3040-S     | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 21102 | 藻酸盐无菌伤口敷料 | 10cm×20cm   | 非自粘型（AD20）    | 青岛明月生物医用材料有限公司 | 青岛明月生物医用材料有限公司 |
| 21110 | 藻酸盐无菌伤口敷料 | 2cm×44cm    | 非自粘型（AF01）    | 青岛明月生物医用材料有限公司 | 青岛明月生物医用材料有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格                  | 产品型号      | 生产企业             | 挂网企业             |
|-------|--------------|-----------------------|-----------|------------------|------------------|
| 21111 | 藻酸盐无菌伤口敷料    | 10cm×10cm（敷芯5cm×5cm）  | 自粘型（AW05） | 青岛明月生物医用材料有限公司   | 青岛明月生物医用材料有限公司   |
| 21113 | 藻酸盐无菌伤口敷料    | 11cm×15cm（敷芯5cm×10cm） | 自粘型（AW10） | 青岛明月生物医用材料有限公司   | 青岛明月生物医用材料有限公司   |
| 21143 | 医用一次性手术包     | 血管摄影手术包I              | 70-2001-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司     | 苏州艾兴无纺制品有限公司     |
| 21146 | 医用一次性手术包     | 臀部血管摄影手术包             | 70-2002-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司     | 苏州艾兴无纺制品有限公司     |
| 21214 | 抗菌洗手液        | 500ml                 | 5600-2    | 北京今日天鸿医疗器械制造有限公司 | 北京今日天鸿医疗器械制造有限公司 |
| 21221 | 抗菌洗手液        | 1000ml                | 5600-1    | 北京今日天鸿医疗器械制造有限公司 | 北京今日天鸿医疗器械制造有限公司 |
| 21283 | 壳聚糖护创海绵      | 2cm×0.5cm             | MR        | 武汉奥绿新生物科技有限公司    | 武汉奥绿新生物科技有限公司    |
| 21286 | 医用一次性手术包     | 通用加强包（儿科）             | 70-1000-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司     | 苏州艾兴无纺制品有限公司     |
| 21288 | 医用一次性手术包     | 通用U型加强包I              | 70-1003-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司     | 苏州艾兴无纺制品有限公司     |
| 21289 | 医用一次性手术包     | 小手术包I                 | 70-1012-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司     | 苏州艾兴无纺制品有限公司     |
| 21290 | 医用一次性手术包     | 颅骨手术包                 | 70-1020-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司     | 苏州艾兴无纺制品有限公司     |
| 21293 | 生物活性玻璃创面保护凝胶 | 2克                    | 2g        | 泰州蓝湾医疗器械有限公司     | 泰州蓝湾医疗器械有限公司     |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格           | 产品型号   | 生产企业               | 挂网企业               |
|-------|------------|----------------|--------|--------------------|--------------------|
| 21310 | 多糖生物医用胶    | 50ml           | 50ML   | 泰州蓝湾医疗器械有限公司       | 泰州蓝湾医疗器械有限公司       |
| 21319 | 免洗手消毒液     | 100ml          | 8600-2 | 北京今日天鸿医疗器械制造有限公司   | 北京今日天鸿医疗器械制造有限公司   |
| 21321 | 免洗外科手消毒液   | 1000ml         | 9600   | 北京今日天鸿医疗器械制造有限公司   | 北京今日天鸿医疗器械制造有限公司   |
| 21377 | 壳聚糖护创海绵    | 1.5cm×0.5cm    | MR     | 武汉奥绿新生物科技有限公司      | 武汉奥绿新生物科技有限公司      |
| 21380 | 壳聚糖护创海绵    | 1cm×0.25cm     | NR     | 武汉奥绿新生物科技有限公司      | 武汉奥绿新生物科技有限公司      |
| 21382 | 壳聚糖护创海绵    | 2cm×3cm×0.25cm | MT     | 武汉奥绿新生物科技有限公司      | 武汉奥绿新生物科技有限公司      |
| 21385 | 壳聚糖护创海绵    | 2.5cm×0.25cm   | NR     | 武汉奥绿新生物科技有限公司      | 武汉奥绿新生物科技有限公司      |
| 21386 | 壳聚糖护创海绵    | 3cm×5cm×0.1cm  | NT     | 武汉奥绿新生物科技有限公司      | 武汉奥绿新生物科技有限公司      |
| 21388 | 壳聚糖护创海绵    | 2cm×4cm×0.5cm  | NT     | 武汉奥绿新生物科技有限公司      | 武汉奥绿新生物科技有限公司      |
| 21389 | 壳聚糖护创海绵    | 5cm×5cm×0.2cm  | NT     | 武汉奥绿新生物科技有限公司      | 武汉奥绿新生物科技有限公司      |
| 21444 | 高压注射器针筒及附件 | 200ml          | 6720   | 昊欣伟业国际医疗科技（北京）有限公司 | 昊欣伟业国际医疗科技（北京）有限公司 |
| 21446 | 高压注射器针筒及附件 | 100ml          | 9720   | 昊欣伟业国际医疗科技（北京）有限公司 | 昊欣伟业国际医疗科技（北京）有限公司 |



| 流水号   | 产品名称       | 产品规格         | 产品型号   | 生产企业               | 挂网企业               |
|-------|------------|--------------|--------|--------------------|--------------------|
| 21448 | 高压注射器针筒及附件 | 200ml        | 6730   | 昊欣伟业国际医疗科技（北京）有限公司 | 昊欣伟业国际医疗科技（北京）有限公司 |
| 21452 | 高分子固定绷带    | 5cm×360cm    | DCF02  | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    |
| 21457 | 高分子固定绷带    | 7.5cm×360cm  | DCF03  | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    |
| 21459 | 高分子固定绷带    | 10cm×360cm   | DCF04  | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    |
| 21460 | 高分子固定绷带    | 12.5cm×360cm | DCF05  | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    |
| 21461 | 高分子固定绷带    | 15cm×360cm   | DCF06  | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    |
| 21463 | 医用高分子夹板    | 7.5cm×30cm   | DSF312 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    |
| 21467 | 医用高分子夹板    | 7.5cm×90cm   | DSF335 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    |
| 21470 | 医用高分子夹板    | 10cm×40cm    | DSF415 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    |
| 21472 | 医用高分子夹板    | 10cm×50cm    | DSF420 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    |
| 21478 | 医用高分子夹板    | 12.5cm×115cm | DSF545 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    |
| 21480 | 医用高分子夹板    | 15cm×115cm   | DSF645 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司    |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格                                      | 产品型号   | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|----------|-------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| 21507 | 文汇自粘胶电极片 | 蝴蝶形90*150mm （2片/袋）                        | A-TYPE | 广东宏妙科技有限公司      | 广东宏妙科技有限公司      |
| 21612 | 文汇自粘胶电极片 | 方形<br>40*40/40*60/40*80/50*90mm<br>(8片/袋) | A-TYPE | 广东宏妙科技有限公司      | 广东宏妙科技有限公司      |
| 21738 | 高分子固定绷带  | 5cm×360cm                                 | DCP02  | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 |
| 21749 | 高分子固定绷带  | 7.5cm×360cm                               | DCP03  | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 |
| 21752 | 高分子固定绷带  | 10cm×360cm                                | DCP04  | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 |
| 21756 | 高分子固定绷带  | 12.5cm×360cm                              | DCP05  | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 |
| 21758 | 高分子固定绷带  | 15cm×360cm                                | DCP06  | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 |
| 21760 | 医用高分子夹板  | 7.5cm×30cm                                | DSP312 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 |
| 21761 | 医用高分子夹板  | 7.5cm×90cm                                | DSP335 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 |
| 21762 | 医用高分子夹板  | 10cm×40cm                                 | DSP415 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 |
| 21764 | 医用高分子夹板  | 10cm×50cm                                 | DSP420 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 |
| 21770 | 医用高分子夹板  | 12.5cm×115cm                              | DSP545 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称        | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 21774 | 医用高分子夹板     | 15cm×115cm   | DSP645       | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 |
| 21841 | 生物光素功能性固定材料 | 7.5cm×360cm  | YGC-BGZ      | 陕西远光高科技有限公司     | 陕西远光高科技有限公司     |
| 21843 | 生物光素功能性固定材料 | 10cm×360cm   | YGC-BGZ      | 陕西远光高科技有限公司     | 陕西远光高科技有限公司     |
| 21844 | 生物光素功能性固定材料 | 12.5cm×360cm | YGC-BGZ      | 陕西远光高科技有限公司     | 陕西远光高科技有限公司     |
| 21848 | 胶原止血剂       | 1692-ZL      | 1692-ZL      | 北京市海森医药进出口有限公司  | 北京市海森医药进出口有限公司  |
| 21852 | 生物光素功能性固定材料 | 7.5cm×30cm   | YGC-AGZ功能性夹板 | 陕西远光高科技有限公司     | 陕西远光高科技有限公司     |
| 21855 | 生物光素功能性固定材料 | 7.5cm×90cm   | YGC-AGZ功能性夹板 | 陕西远光高科技有限公司     | 陕西远光高科技有限公司     |
| 21858 | 生物光素功能性固定材料 | 10cm×40cm    | YGC-AGZ功能性夹板 | 陕西远光高科技有限公司     | 陕西远光高科技有限公司     |
| 21860 | 生物光素功能性固定材料 | 10cm×76cm    | YGC-AGZ功能性夹板 | 陕西远光高科技有限公司     | 陕西远光高科技有限公司     |
| 21866 | 生物光素功能性固定材料 | 12.5cm×76cm  | YGC-AGZ功能性夹板 | 陕西远光高科技有限公司     | 陕西远光高科技有限公司     |
| 21949 | 胶原止血剂       | 1692-ZK      | 1692-ZK      | 北京市海森医药进出口有限公司  | 北京市海森医药进出口有限公司  |
| 22015 | 一次性皮肤缝合器    | XK-0901B-15W | XK-0901B-15W | 郑州鑫康医疗器械有限公司    | 郑州鑫康医疗器械有限公司    |

| 流水号   | 产品名称                | 产品规格    | 产品型号               | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------------|---------|--------------------|----------------|----------------|
| 22079 | 中心静脉导管              | 14G     | SWL-1996-01C-04-15 | 上海东顺医疗器械有限公司   | 上海东顺医疗器械有限公司   |
| 22083 | 中心静脉导管              | 16G     | SWL-1996-01C-03-20 | 上海东顺医疗器械有限公司   | 上海东顺医疗器械有限公司   |
| 22084 | 中心静脉导管              | 18G     | SWL-1996-01C-02-20 | 上海东顺医疗器械有限公司   | 上海东顺医疗器械有限公司   |
| 22086 | 中心静脉导管              | 7Fr     | SWL-1996-02C-03-20 | 上海东顺医疗器械有限公司   | 上海东顺医疗器械有限公司   |
| 22087 | 中心静脉导管              | 7Fr     | SWL-1996-03C-03-20 | 上海东顺医疗器械有限公司   | 上海东顺医疗器械有限公司   |
| 22246 | 高速射流空吸式雾化吸入器        | 成人面罩型   | BST-面罩成人型          | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 22247 | 高速射流空吸式雾化吸入器        | 儿童面罩型   | BST-面罩儿童型          | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司 |
| 22255 | 多糖生物医用胶             | 80ml    | 80ml               | 泰州蓝湾医疗器械有限公司   | 泰州蓝湾医疗器械有限公司   |
| 22259 | 多糖生物医用胶             | 100ml   | 100ml              | 泰州蓝湾医疗器械有限公司   | 泰州蓝湾医疗器械有限公司   |
| 22681 | 刻立特功能性敷料生物医用膜（贴）    | 6×7cm   | YGM-CGD固定专用        | 陕西远光高科技有限公司    | 陕西远光高科技有限公司    |
| 22684 | 刻立特功能性敷料生物医用膜（贴）    | 10×12cm | YGM-CGD固定专用        | 陕西远光高科技有限公司    | 陕西远光高科技有限公司    |
| 22686 | 生物光素一次性使用功能性医用敷（贴）料 | 10×15cm | YGF-GZL辅助治疗专用      | 陕西远光高科技有限公司    | 陕西远光高科技有限公司    |

| 流水号   | 产品名称                | 产品规格                   | 产品型号                   | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 22689 | 生物光素一次性使用功能性医用敷（贴）料 | 10×20cm                | YGF-GZL辅助治疗专用          | 陕西远光高科技有限公司     | 陕西远光高科技有限公司     |
| 22691 | 生物光素一次性使用功能性医用敷（贴）料 | 10×25cm                | YGF-GZL辅助治疗专用          | 陕西远光高科技有限公司     | 陕西远光高科技有限公司     |
| 22765 | 壳聚糖护创纱布片            | 5cm×10cm               | 5cm×10cm               | 武汉奥绿新生物科技有限公司   | 武汉奥绿新生物科技有限公司   |
| 22860 | 甲壳素敷料（商品名：贝丝凯）      | 100mmX120mm, 厚度2mm(单面) | 100mmX120mm, 厚度2mm(单面) | 天津导丰康科技发展有限公司   | 天津导丰康科技发展有限公司   |
| 22866 | 甲壳素敷料（商品名：贝丝凯）      | 20mmX300mm, 厚度2mm(双面)  | 20mmX300mm, 厚度2mm(双面)  | 天津导丰康科技发展有限公司   | 天津导丰康科技发展有限公司   |
| 22867 | 一次性使用无菌阴道扩张器        | 大                      | A型                     | 南昌市通达医疗器械有限公司   | 南昌市通达医疗器械有限公司   |
| 22873 | 一次性使用无菌阴道扩张器        | 中                      | A型轴转式                  | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |
| 22879 | 一次性使用无菌阴道扩张器        | 中                      | A型                     | 南昌市通达医疗器械有限公司   | 南昌市通达医疗器械有限公司   |
| 22882 | 一次性使用无菌阴道扩张器        | 小                      | A型                     | 南昌市通达医疗器械有限公司   | 南昌市通达医疗器械有限公司   |
| 22886 | 一次性使用手术衣            | 120×120cm无纺布           | A型，中号                  | 南昌市通达医疗器械有限公司   | 南昌市通达医疗器械有限公司   |
| 22905 | 一次性使用手术包            | /                      | /                      | 南昌市通达医疗器械有限公司   | 南昌市通达医疗器械有限公司   |
| 22919 | 一次性使用产包             | /                      | /                      | 南昌市通达医疗器械有限公司   | 南昌市通达医疗器械有限公司   |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格           | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|----------------|------|---------------|---------------|
| 22921 | 一次性使用流产吸引管 | 双腔6            | 双腔   | 济南新迪医疗器械有限公司  | 济南新迪医疗器械有限公司  |
| 22925 | 一次性使用流产吸引管 | 双腔7            | 双腔   | 济南新迪医疗器械有限公司  | 济南新迪医疗器械有限公司  |
| 22928 | 一次性使用流产吸引管 | 双腔8            | 双腔   | 济南新迪医疗器械有限公司  | 济南新迪医疗器械有限公司  |
| 22931 | 一次性使用手术单   | 50×60cm        | B型   | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |
| 22941 | 一次性使用手术单   | 80cm×120cm无纺布  | A型   | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |
| 22961 | 一次性使用手术单   | 120cm×200cm无纺布 | A型   | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |
| 22971 | 一次性使用口罩    | 中号             | 绑带   | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |
| 22978 | 一次性使用口罩    | 中号             | 耳挂   | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |
| 22987 | 一次性使用帽子    | 大号             | 筒型   | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |
| 22990 | 一次性使用帽子    | 中号             | 筒型   | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |
| 22992 | 一次性使用帽子    | 大号             | 圆型   | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |
| 23004 | 一次性无菌帽子    | 中号             | 圆型   | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称    | 产品规格       | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|---------|------------|------|---------------|---------------|
| 23007 | 医用阴道冲洗器 | 200ml      | /    | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |
| 23016 | 医用阴道冲洗器 | 180ml      | /    | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |
| 23048 | 检查手套    | /          | 大号   | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |
| 23050 | 检查手套    | /          | 中号   | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |
| 23055 | 检查手套    | /          | 小号   | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |
| 23061 | 医用棉签    | 10cm       | 10cm | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |
| 23063 | 医用棉签    | 20cm       | 20cm | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |
| 23066 | 医用绷带    | 6cm×600cm  | /    | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |
| 23077 | 医用绷带    | 8cm×600cm  | /    | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |
| 23084 | 医用纱布敷料  | 6cm×8cm×8  | A型   | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |
| 23086 | 医用纱布敷料  | 8cm×8cm×8  | A型   | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |
| 23088 | 医用纱布敷料  | 8cm×10cm×8 | A型   | 南昌市通达医疗器械有限公司 | 南昌市通达医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格         | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 23093 | 灭菌脱脂纱布块      | 40cm×30cm×8  | C型        | 南昌市通达医疗器械有限公司   | 南昌市通达医疗器械有限公司   |
| 23107 | 医用纱布敷料       | 40cm×50cm    | A型        | 南昌市通达医疗器械有限公司   | 南昌市通达医疗器械有限公司   |
| 23111 | 医用纱棉块        | 40cm×40cm-4p | B型        | 南昌市通达医疗器械有限公司   | 南昌市通达医疗器械有限公司   |
| 23125 | 医用纱棉块        | 45×45cm      | B型        | 南昌市通达医疗器械有限公司   | 南昌市通达医疗器械有限公司   |
| 23128 | 医用棉球         | 大号           | /         | 南昌市通达医疗器械有限公司   | 南昌市通达医疗器械有限公司   |
| 23129 | 医用棉球         | 中号           | /         | 南昌市通达医疗器械有限公司   | 南昌市通达医疗器械有限公司   |
| 23131 | 医用棉球         | 小号           | /         | 南昌市通达医疗器械有限公司   | 南昌市通达医疗器械有限公司   |
| 23194 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中            | B型推拉式     | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |
| 23221 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中            | B1型带光源推拉式 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |
| 23292 | 医用阴道冲洗器      | 大号           |           | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |
| 23331 | 医用纱布敷料       | 6cm×8cm×8    | A型(灭菌纱布块) | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |
| 23380 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中            | 中号        | 上海康寿医疗器械有限公司    | 上海康寿医疗器械有限公司    |



| 流水号   | 产品名称         | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| 23387 | 一次性使用静脉输液针   | 4. 5#     | 4. 5#     | 上海康寿医疗器械有限公司    | 上海康寿医疗器械有限公司    |
| 23389 | 一次性使用静脉输液针   | 5#        | 5#        | 上海康寿医疗器械有限公司    | 上海康寿医疗器械有限公司    |
| 23392 | 一次性使用静脉输液针   | 5. 5#     | 5. 5#     | 上海康寿医疗器械有限公司    | 上海康寿医疗器械有限公司    |
| 23396 | 一次性使用静脉输液针   | 6#        | 6#        | 上海康寿医疗器械有限公司    | 上海康寿医疗器械有限公司    |
| 23398 | 一次性使用静脉输液针   | 7#        | 7#        | 上海康寿医疗器械有限公司    | 上海康寿医疗器械有限公司    |
| 23401 | 一次性使用静脉输液针   | 8#        | 8#        | 上海康寿医疗器械有限公司    | 上海康寿医疗器械有限公司    |
| 23492 | 一次性使用氧气湿化瓶   | 250ml/瓶   | ZJSH250   | 湖南人之源紫晶生物工程有限公司 | 湖南人之源紫晶生物工程有限公司 |
| 23541 | 医用纱布敷料       | 6cm×8cm×8 | A型(灭菌纱布块) | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |
| 23553 | 一次性使用无菌注射器带针 | 1ml       | 1ml       | 上海康寿医疗器械有限公司    | 上海康寿医疗器械有限公司    |
| 23556 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2ml       | 2ml       | 上海康寿医疗器械有限公司    | 上海康寿医疗器械有限公司    |
| 23559 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2. 5ml    | 2. 5ml    | 上海康寿医疗器械有限公司    | 上海康寿医疗器械有限公司    |
| 23562 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml       | 5ml       | 上海康寿医疗器械有限公司    | 上海康寿医疗器械有限公司    |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格       | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 23565 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml       | 10ml      | 上海康寿医疗器械有限公司    | 上海康寿医疗器械有限公司    |
| 23568 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml       | 20ml      | 上海康寿医疗器械有限公司    | 上海康寿医疗器械有限公司    |
| 23572 | 一次性使用无菌注射器带针 | 30ml       | 30ml      | 上海康寿医疗器械有限公司    | 上海康寿医疗器械有限公司    |
| 23607 | 几丁聚糖护创贴      | 10X20cmA型  | 10X20cmA型 | 湖南人之源紫晶生物工程有限公司 | 湖南人之源紫晶生物工程有限公司 |
| 23611 | 几丁聚糖护创贴      | 10X25cmA型  | 10X25cmA型 | 湖南人之源紫晶生物工程有限公司 | 湖南人之源紫晶生物工程有限公司 |
| 23641 | 口漱净清洁护理液     | 50ml       | 50ml      | 湖南人之源紫晶生物工程有限公司 | 湖南人之源紫晶生物工程有限公司 |
| 23655 | 检查手套         | 中号         | 中号        | 江苏通恒医疗制品有限公司    | 江苏通恒医疗制品有限公司    |
| 23660 | 免洗手凝胶消毒剂     | 500ml      | 500ml     | 湖南人之源紫晶生物工程有限公司 | 湖南人之源紫晶生物工程有限公司 |
| 23704 | 医用纱布敷料       | 8cm×8cm×8  | A型(灭菌纱布块) | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |
| 23713 | 医用纱布敷料       | 8cm×8cm×8  | A型(灭菌纱布块) | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |
| 23723 | 医用纱布敷料       | 8cm×10cm×8 | A型(灭菌纱布块) | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |
| 23730 | 医用纱布敷料       | 8cm×10cm×8 | A型(灭菌纱布块) | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格           | 产品型号             | 生产企业             | 挂网企业             |
|-------|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| 23862 | 免洗手消毒液       | 550ml          | 8600-1           | 北京今日天鸿医疗器械制造有限公司 | 北京今日天鸿医疗器械制造有限公司 |
| 23865 | 外科手消毒液       | 1000ml         | 9500-1           | 北京今日天鸿医疗器械制造有限公司 | 北京今日天鸿医疗器械制造有限公司 |
| 23964 | 免洗手消毒液       | 300ml          | 8600-3           | 北京今日天鸿医疗器械制造有限公司 | 北京今日天鸿医疗器械制造有限公司 |
| 23987 | 医用外固定支具      | XXL            | 全臂-不过肩连掌（SB-Q-P） | 上海优创医疗器械技术有限公司   | 上海优创医疗器械技术有限公司   |
| 24002 | 一次性使用手术单     | 80cm×120cm无纺布  | A型：垫单            | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司  | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司  |
| 24090 | 外科手消毒液       | 550ml          | 9500-2           | 北京今日天鸿医疗器械制造有限公司 | 北京今日天鸿医疗器械制造有限公司 |
| 24193 | 一次性使用手术单     | 120cm×200cm无纺布 | A型：垫单            | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司  | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司  |
| 24219 | 一次性使用麻醉穿刺包   | AS-E/S II      | 内置柔性加强型硬膜外麻醉导管   | 金乡县山阳医疗器械有限公司    | 金乡县山阳医疗器械有限公司    |
| 24221 | 一次性使用麻醉穿刺包   | AS-E/S II      | 内置普通型硬膜外麻醉导管     | 金乡县山阳医疗器械有限公司    | 金乡县山阳医疗器械有限公司    |
| 24233 | 一次性使用硬膜外麻醉套件 | 外径1.0mm，带侧孔    | 柔性加强型            | 金乡县山阳医疗器械有限公司    | 金乡县山阳医疗器械有限公司    |
| 24263 | 医用外固定支具      | XL             | 全臂-不过肩连掌（SB-Q-P） | 上海优创医疗器械技术有限公司   | 上海优创医疗器械技术有限公司   |
| 24280 | 医用外固定支具      | L              | 全臂-不过肩连掌（SB-Q-P） | 上海优创医疗器械技术有限公司   | 上海优创医疗器械技术有限公司   |

| 流水号   | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号             | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------|------|------------------|----------------|----------------|
| 24281 | 医用外固定支具 | M    | 全臂-不过肩连掌（SB-Q-P） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24283 | 医用外固定支具 | S    | 全臂-不过肩连掌（SB-Q-P） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24286 | 医用外固定支具 | XS   | 全臂-不过肩连掌（SB-Q-P） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24289 | 医用外固定支具 | XXS  | 全臂-不过肩连掌（SB-Q-P） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24290 | 医用外固定支具 | XXL  | 全臂-不过肩不连掌（SB-Q）  | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24291 | 医用外固定支具 | XL   | 全臂-不过肩不连掌（SB-Q）  | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24293 | 医用外固定支具 | L    | 全臂-不过肩不连掌（SB-Q）  | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24295 | 医用外固定支具 | M    | 全臂-不过肩不连掌（SB-Q）  | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24300 | 医用外固定支具 | S    | 全臂-不过肩不连掌（SB-Q）  | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24303 | 医用外固定支具 | XS   | 全臂-不过肩不连掌（SB-Q）  | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24313 | 医用外固定支具 | XXS  | 全臂-不过肩不连掌（SB-Q）  | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24315 | 医用外固定支具 | XXL  | 前臂-连掌（SB-CR-P）   | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |

| 流水号   | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号           | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------|------|----------------|----------------|----------------|
| 24318 | 医用外固定支具 | XL   | 前臂-连掌（SB-CR-P） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24321 | 医用外固定支具 | L    | 前臂-连掌（SB-CR-P） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24327 | 医用外固定支具 | M    | 前臂-连掌（SB-CR-P） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24331 | 医用外固定支具 | S    | 前臂-连掌（SB-CR-P） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24332 | 医用外固定支具 | XS   | 前臂-连掌（SB-CR-P） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24337 | 医用外固定支具 | XXS  | 前臂-连掌（SB-CR-P） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24339 | 医用外固定支具 | XXL  | 前臂-不连掌（SB-CR）  | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24341 | 医用外固定支具 | XL   | 前臂-不连掌（SB-CR）  | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24342 | 医用外固定支具 | L    | 前臂-不连掌（SB-CR）  | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24344 | 医用外固定支具 | M    | 前臂-不连掌（SB-CR）  | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24347 | 医用外固定支具 | S    | 前臂-不连掌（SB-CR）  | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24348 | 医用外固定支具 | XS   | 前臂-不连掌（SB-CR）  | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |

| 流水号   | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号          | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------|------|---------------|----------------|----------------|
| 24351 | 医用外固定支具 | XXS  | 前臂-不连掌（SB-CR） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24356 | 医用外固定支具 | XXL  | 全腿（QT）        | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24360 | 医用外固定支具 | XL   | 全腿（QT）        | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24364 | 医用外固定支具 | L    | 全腿（QT）        | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24366 | 医用外固定支具 | M    | 全腿（QT）        | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24375 | 医用外固定支具 | S    | 全腿（QT）        | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24377 | 医用外固定支具 | XS   | 全腿（QT）        | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24380 | 医用外固定支具 | XXS  | 全腿（QT）        | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24381 | 医用外固定支具 | XXL  | 小腿（XT）        | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24384 | 医用外固定支具 | XL   | 小腿（XT）        | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24386 | 医用外固定支具 | L    | 小腿（XT）        | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24388 | 医用外固定支具 | M    | 小腿（XT）        | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |

| 流水号   | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号   | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------|------|--------|----------------|----------------|
| 24390 | 医用外固定支具 | S    | 小腿（XT） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24392 | 医用外固定支具 | XS   | 小腿（XT） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24394 | 医用外固定支具 | XXS  | 小腿（XT） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24396 | 医用外固定支具 | XXL  | 颈椎（JZ） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24398 | 医用外固定支具 | XL   | 颈椎（JZ） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24400 | 医用外固定支具 | L    | 颈椎（JZ） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24402 | 医用外固定支具 | M    | 颈椎（JZ） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24404 | 医用外固定支具 | S    | 颈椎（JZ） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24406 | 医用外固定支具 | XS   | 颈椎（JZ） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24408 | 医用外固定支具 | XXS  | 颈椎（JZ） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24412 | 医用外固定支具 | XXL  | 胸椎（XZ） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24414 | 医用外固定支具 | XL   | 胸椎（XZ） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-----------|------|------------|----------------|----------------|
| 24416 | 医用外固定支具   | L    | 胸椎（XZ）     | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24417 | 医用外固定支具   | M    | 胸椎（XZ）     | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24419 | 医用外固定支具   | S    | 胸椎（XZ）     | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24423 | 医用外固定支具   | XS   | 胸椎（XZ）     | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24425 | 医用外固定支具   | XXS  | 胸椎（XZ）     | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24426 | 医用外固定支具   | XXL  | 躯干（QG）     | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24428 | 医用外固定支具   | XL   | 躯干（QG）     | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24429 | 医用外固定支具   | L    | 躯干（QG）     | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24432 | 医用外固定支具   | M    | 躯干（QG）     | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24434 | 医用外固定支具   | S    | 躯干（QG）     | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24436 | 医用外固定支具   | XS   | 躯干（QG）     | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24437 | 一次性使用中性电极 | 成人   | 单极、200A、成人 | 上海同安医疗用品制造有限公司 | 上海同安医疗用品制造有限公司 |



| 流水号   | 产品名称      | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-----------|------|------------|----------------|----------------|
| 24439 | 一次性使用中性电极 | 儿童   | 单极、200C、儿童 | 上海同安医疗用品制造有限公司 | 上海同安医疗用品制造有限公司 |
| 24440 | 医用外固定支具   | XXS  | 躯干（QG）     | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24441 | 一次性使用中性电极 | 成人   | 双极、200B、成人 | 上海同安医疗用品制造有限公司 | 上海同安医疗用品制造有限公司 |
| 24443 | 一次性使用中性电极 | 儿童   | 双极、200D、儿童 | 上海同安医疗用品制造有限公司 | 上海同安医疗用品制造有限公司 |
| 24445 | 医用外固定支具   | XXL  | 腰椎（YZ）     | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24448 | 医用外固定支具   | XL   | 腰椎（YZ）     | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24450 | 医用外固定支具   | L    | 腰椎（YZ）     | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24452 | 一次性使用心电电极 | 成人   | 100-A、成人   | 上海同安医疗用品制造有限公司 | 上海同安医疗用品制造有限公司 |
| 24455 | 一次性使用心电电极 | 成人   | 100-C、成人   | 上海同安医疗用品制造有限公司 | 上海同安医疗用品制造有限公司 |
| 24456 | 医用外固定支具   | M    | 腰椎（YZ）     | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24461 | 医用外固定支具   | S    | 腰椎（YZ）     | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24463 | 医用外固定支具   | XS   | 腰椎（YZ）     | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |

| 流水号   | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------|------|-----------|----------------|----------------|
| 24465 | 医用外固定支具 | XXS  | 腰椎（YZ）    | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24468 | 医用外固定支具 | XXL  | 颈胸椎（J-XZ） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24471 | 医用外固定支具 | XL   | 颈胸椎（J-XZ） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24472 | 医用外固定支具 | L    | 颈胸椎（J-XZ） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24475 | 医用外固定支具 | M    | 颈胸椎（J-XZ） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24476 | 医用外固定支具 | S    | 颈胸椎（J-XZ） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24479 | 医用外固定支具 | XS   | 颈胸椎（J-XZ） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24481 | 医用外固定支具 | XXS  | 颈胸椎（J-XZ） | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24483 | 医用外固定支具 | XXL  | 腹连腿（F-T）  | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24484 | 医用外固定支具 | XL   | 腹连腿（F-T）  | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24487 | 医用外固定支具 | L    | 腹连腿（F-T）  | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |
| 24489 | 医用外固定支具 | M    | 腹连腿（F-T）  | 上海优创医疗器械技术有限公司 | 上海优创医疗器械技术有限公司 |

| 流水号   | 产品名称    | 产品规格      | 产品型号     | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|---------|-----------|----------|-----------------|-----------------|
| 24491 | 医用外固定支具 | S         | 腹连腿（F-T） | 上海优创医疗器械技术有限公司  | 上海优创医疗器械技术有限公司  |
| 24493 | 医用外固定支具 | XS        | 腹连腿（F-T） | 上海优创医疗器械技术有限公司  | 上海优创医疗器械技术有限公司  |
| 24494 | 医用外固定支具 | XXS       | 腹连腿（F-T） | 上海优创医疗器械技术有限公司  | 上海优创医疗器械技术有限公司  |
| 24497 | 医用外固定支具 | XXL       | 骨盆（GP）   | 上海优创医疗器械技术有限公司  | 上海优创医疗器械技术有限公司  |
| 24499 | 医用外固定支具 | XL        | 骨盆（GP）   | 上海优创医疗器械技术有限公司  | 上海优创医疗器械技术有限公司  |
| 24500 | 医用外固定支具 | L         | 骨盆（GP）   | 上海优创医疗器械技术有限公司  | 上海优创医疗器械技术有限公司  |
| 24501 | 医用外固定支具 | M         | 骨盆（GP）   | 上海优创医疗器械技术有限公司  | 上海优创医疗器械技术有限公司  |
| 24503 | 医用外固定支具 | S         | 骨盆（GP）   | 上海优创医疗器械技术有限公司  | 上海优创医疗器械技术有限公司  |
| 24504 | 医用外固定支具 | XS        | 骨盆（GP）   | 上海优创医疗器械技术有限公司  | 上海优创医疗器械技术有限公司  |
| 24506 | 医用外固定支具 | XXS       | 骨盆（GP）   | 上海优创医疗器械技术有限公司  | 上海优创医疗器械技术有限公司  |
| 24512 | 纱布绷带    | 6cm×600cm |          | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |
| 24514 | 纱布绷带    | 8cm×600cm |          | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格      | 产品型号     | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|-----------|----------|----------------|----------------|
| 24700 | 一次性使用导尿包   | 按导尿管型号而定  |          | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
| 24703 | 一次性使用口腔包   | 检查型       | 检查型      | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
| 24704 | 一次性使用口腔包   | 护理型       | 护理型      | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
| 24787 | 一次性使用手术用品包 | 标准型       | 标准型      | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
| 24790 | 一次性使用产包    | 接产型       | 接产型      | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
| 24806 | 一次性使用静脉输液针 | 4. 5#     | 0. 45    | 浙江华福医用器材有限公司   | 浙江华福医用器材有限公司   |
| 24811 | 一次性使用静脉输液针 | 5#        | 0. 5     | 浙江华福医用器材有限公司   | 浙江华福医用器材有限公司   |
| 24814 | 一次性使用静脉输液针 | 5. 5#     | 0. 55    | 浙江华福医用器材有限公司   | 浙江华福医用器材有限公司   |
| 24816 | 一次性使用静脉输液针 | 6#        | 0. 6     | 浙江华福医用器材有限公司   | 浙江华福医用器材有限公司   |
| 24819 | 一次性使用静脉输液针 | 7#        | 0. 7     | 浙江华福医用器材有限公司   | 浙江华福医用器材有限公司   |
| 24823 | 一次性使用静脉输液针 | 8#        | 0. 8     | 浙江华福医用器材有限公司   | 浙江华福医用器材有限公司   |
| 24846 | 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E/S II | AS-E/SII | 江西长青医疗科技有限公司   | 江西长青医疗科技有限公司   |

| 流水号   | 产品名称               | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------------------|------|----------|----------------|----------------|
| 24915 | 一次性使用手术包           | *    | *        | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 24920 | 一次性使用产包            | *    | *        | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 24950 | 天然植物止血修复生物医用胶（医用胶） | 30ml | 多层共挤非PVC | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 24994 | 一次性氮气定量真空采血管       | 1ml  | 1ml      | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 25001 | 一次性氮气定量真空采血管       | 2ml  | 2ml      | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 25004 | 一次性氮气定量真空采血管       | 3ml  | 3ml      | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 25008 | 一次性氮气定量真空采血管       | 4ml  | 4ml      | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 25010 | 一次性氮气定量真空采血管       | 5ml  | 5ml      | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 25016 | 一次性使用无菌阴道扩张器       | 大    | A型       | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 25020 | 一次性使用无菌阴道扩张器       | 中    | A型       | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 25023 | 一次性使用无菌阴道扩张器       | 小    | A型       | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 25035 | 一次性使用无菌阴道扩张器       | 大    | B型       | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格       | 产品型号         | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 25038 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中          | B型           | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 25040 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 小          | B型           | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 25048 | 一次性使用医用帽     | 医生帽        | 医生帽          | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
| 25058 | 医用纱布块        | 6cm×8cm×8  | 21*32, 28*26 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
| 25070 | 阴道冲洗器        | 50ml       | 50ml         | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 25072 | 医用纱布块        | 6cm×8cm×8  | 21*32, 28*30 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
| 25081 | 医用纱布块        | 8cm×8cm×8  | 21*32, 28*30 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
| 25086 | 医用纱布块        | 8cm×8cm×8  | 21*21, 28*30 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
| 25091 | 医用纱布块        | 8cm×10cm×8 | 21*32, 28*30 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
| 25094 | 医用纱布块        | 8cm×10cm×8 | 21*21, 28*30 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
| 25123 | 阴道冲洗器        | 100ml      | 100ml        | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 25125 | 阴道冲洗器        | 150ml      | 150ml        | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |

| 流水号   | 产品名称               | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 25129 | 阴道冲洗器              | 200ml        | 200ml        | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   |
| 25140 | 阴道冲洗器              | 250ml        | 250ml        | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   |
| 25148 | 绷带                 | 6cm×600cm    | 21*32, 28*30 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  |
| 25149 | 绷带                 | 6cm×600cm    | 21*32, 24*22 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  |
| 25151 | 绷带                 | 8cm×600cm    | 21*32, 28*30 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  |
| 25153 | 绷带                 | 8cm×600cm    | 21*32, 24*22 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  |
| 25166 | 一次性使用麻醉穿刺包         | AS-S         | AS-S         | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25169 | 一次性使用麻醉穿刺包         | AS-E         | AS-E         | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25175 | 一次性使用手术衣           | 120×120cm无纺布 | 中号           | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |
| 25186 | 天然植物止血修复生物医用胶（医用胶） | 50ml         | 多层共挤非PVC     | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司  |
| 25190 | 天然植物止血修复生物医用胶（医用胶） | 85ml         | 多层共挤非PVC     | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司  |
| 25192 | 天然植物止血修复生物医用胶（医用胶） | 125ml        | 多层共挤非PVC     | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司  |

| 流水号   | 产品名称               | 产品规格     | 产品型号     | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------------|----------|----------|-----------------|-----------------|
| 25195 | 天然植物止血修复生物医用胶（医用胶） | 175ml    | 多层共挤非PVC | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司  |
| 25202 | 天然植物止血修复生物医用胶（医用胶） | 30ml     | 多层共挤PVC  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司  |
| 25204 | 天然植物止血修复生物医用胶（医用胶） | 50ml     | 多层共挤PVC  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司  |
| 25207 | 天然植物止血修复生物医用胶（医用胶） | 85ml     | 多层共挤PVC  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司  |
| 25209 | 天然植物止血修复生物医用胶（医用胶） | 125ml    | 多层共挤PVC  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司  |
| 25215 | 天然植物止血修复生物医用胶（医用胶） | 175ml    | 多层共挤PVC  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司  |
| 25238 | 一次性使用手术单           | 120×80cm | B型：洞巾    | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |
| 25242 | 一次性使用手术单           | 40×50cm  | B型：洞巾    | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |
| 25251 | 一次性使用手术单           | 40×60cm  | B型：洞巾    | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |
| 25252 | 一次性使用手术衣           | 半身带袖型    | 半身带袖型    | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  |
| 25261 | 一次性使用手术单           | 50×60cm  | B型：洞巾    | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |
| 25311 | 一次性使用垫巾            | 90×225cm | 床罩       | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  |



| 流水号   | 产品名称       | 产品规格      | 产品型号        | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| 25316 | 一次性使用口罩    | 中号        | A型绑带式       | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |
| 25318 | 一次性使用垫巾    | 120×225cm | 床罩          | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  |
| 25345 | 医用棉签       | 10cm      | 50支/包       | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  |
| 25346 | 医用棉签       | 10cm      | 30支/包       | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  |
| 25350 | 一次性使用心电电极  | 成人        | 100-D、成人    | 上海同安医疗用品制造有限公司  | 上海同安医疗用品制造有限公司  |
| 25352 | 一次性使用心电电极  | 成人        | 100-Z、成人    | 上海同安医疗用品制造有限公司  | 上海同安医疗用品制造有限公司  |
| 25354 | 一次性使用心电电极  | 成人        | T-800、成人    | 上海同安医疗用品制造有限公司  | 上海同安医疗用品制造有限公司  |
| 25356 | 一次性使用心电电极  | 儿童        | 100-B、儿童    | 上海同安医疗用品制造有限公司  | 上海同安医疗用品制造有限公司  |
| 25362 | 一次性使用真空采血管 | 2ml       | 血常规         | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25365 | 一次性使用真空采血管 | 5ml       | 分离胶分化（分离胶管） | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25370 | 一次性使用静脉采血针 | 6#        | CQ-S型       | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25371 | 一次性使用静脉采血针 | 7#        | CQ-S型       | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 25373 | 一次性使用静脉采血针   | 8#           | CQ-S型        | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25375 | 医用棉签         | 10cm         | A型（无菌）       | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25377 | 医用棉签         | 15cm         | A型无菌         | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25379 | 医用棉签         | 20cm         | A型           | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25403 | 一次性脉搏血氧饱和度探头 | SELL013B0001 | SELL013B0001 | 深圳市元和电子材料有限公司   | 深圳市元和电子材料有限公司   |
| 25404 | 一次性无菌口罩      | 中号           | 弹力口罩（挂耳式）    | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25405 | 一次性无菌帽子      | 中号           | A型手工帽        | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25407 | 一次性使用产包      | NULL         |              | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25409 | 一次性使用手术衣     | 120×120cmPE膜 | A型           | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25410 | 一次性使用手术衣     | 120×120cm无纺布 | A型           | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25412 | 一次性使用口罩      | 中号           | B型挂耳式        | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |
| 25413 | 医用纱布绷带       | 6cm×600cm    |              | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |

| 流水号   | 产品名称        | 产品规格           | 产品型号 | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|-------------|----------------|------|-----------------|-----------------|
| 25414 | 一次性使用帽子     | 中号             |      | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 | 南昌市康洁医用卫生用品有限公司 |
| 25416 | 医用纱布绷带      | 8cm×600cm      |      | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25419 | 一次性使用手术单    | 80cm×120cm无纺布  | A型   | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25420 | 一次性使用手术单    | 80cm×120cmPE膜  | A型   | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25421 | 一次性使用手术单    | 130cm×220cmPE膜 | A型   | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25422 | 一次性使用手术单    | 130cm×220cm无纺布 | A型   | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25426 | 一次性使用手术单    | 120*200cm      | A型   | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25438 | 一次性使用无菌手术洞巾 | 40×50cm        | B型   | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25443 | 一次性使用无菌手术洞巾 | 40×60cm        | B型   | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25445 | 一次性使用无菌手术洞巾 | 50×60cm        | B型   | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25449 | 一次性床罩       | 90×225cm       |      | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |
| 25450 | 一次性床罩       | 120×225cm      |      | 江西长青医疗科技有限公司    | 江西长青医疗科技有限公司    |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格         | 产品型号 | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|------------|--------------|------|--------------|--------------|
| 25453 | 医用护理垫      | 25×45cm      | A型   | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |
| 25456 | 医用护理垫      | 45×45cm      | A型   | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |
| 25459 | 剖腹单        | 150×260cmPE膜 | C型   | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |
| 25461 | 剖腹单        | 150×260cm无纺布 | C型   | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |
| 25466 | 医用护理棉垫     | 45×45cm      |      | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |
| 25468 | 医用护理棉垫     | 120×200cm    |      | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |
| 25472 | 显影纱布块      | 40cm×50cm    |      | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |
| 25478 | 灭菌脱脂纱布块    | 6cm×8cm×8    | A1型  | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |
| 25481 | 灭菌脱脂纱布块    | 8cm×8cm×8    | A1型  | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |
| 25482 | 灭菌脱脂纱布块    | 8cm×10cm×8   | A1型  | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |
| 25485 | 灭菌脱脂纱布块    | 40cm×50cm×8  | A1   | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |
| 25496 | 一次性使用无菌手术包 | /            |      | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格      | 产品型号 | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|-----------|------|-----------------|-----------------|
| 25553 | 医用可吸收合成缝合线 | 单针，线长45cm | 4-0  | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25556 | 医用可吸收合成缝合线 | 单针，线长45cm | 5-0  | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25558 | 医用可吸收合成缝合线 | 单针，线长70cm | 0    | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25559 | 医用可吸收合成缝合线 | 单针，线长70cm | 1    | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25560 | 医用可吸收合成缝合线 | 单针，线长70cm | 2-0  | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25561 | 医用可吸收合成缝合线 | 单针，线长70cm | 3-0  | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25562 | 医用可吸收合成缝合线 | 单针，线长70cm | 4-0  | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25563 | 医用可吸收合成缝合线 | 单针，线长70cm | 5-0  | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25564 | 医用可吸收合成缝合线 | 单针，线长90cm | 0    | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25565 | 医用可吸收合成缝合线 | 单针，线长90cm | 1    | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25566 | 医用可吸收合成缝合线 | 单针，线长90cm | 2-0  | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25567 | 医用可吸收合成缝合线 | 单针，线长90cm | 3-0  | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格         | 产品型号 | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|--------------|------|-----------------|-----------------|
| 25568 | 医用可吸收合成缝合线 | 单针，线长90cm    | 4-0  | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25569 | 医用可吸收合成缝合线 | 单针，线长90cm    | 5-0  | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25570 | 医用可吸收合成缝合线 | 单针，线长150cm   | 0    | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25572 | 医用可吸收合成缝合线 | 双针，线长7*7cm   | 0    | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25573 | 医用可吸收合成缝合线 | 双针，线长7*7cm   | 1    | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25575 | 医用可吸收合成缝合线 | 双针，线长7*7cm   | 2-0  | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25576 | 医用可吸收合成缝合线 | 双针，线长7*7cm   | 3-0  | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25578 | 医用可吸收合成缝合线 | 双针，线长14*14cm | 0    | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25579 | 医用可吸收合成缝合线 | 双针，线长14*14cm | 1    | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25581 | 医用可吸收合成缝合线 | 双针，线长14*14cm | 2-0  | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25583 | 医用可吸收合成缝合线 | 双针，线长14*14cm | 3-0  | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25585 | 医用可吸收合成缝合线 | 双针，线长24*24cm | 0    | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格         | 产品型号     | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|--------------|----------|-----------------|-----------------|
| 25586 | 医用可吸收合成缝合线 | 双针，线长24*24cm | 1        | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25589 | 医用可吸收合成缝合线 | 双针，线长24*24cm | 2-0      | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25590 | 医用可吸收合成缝合线 | 双针，线长24*24cm | 3-0      | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25591 | 医用可吸收合成缝合线 | 双针，线长30*30cm | 0        | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25592 | 医用可吸收合成缝合线 | 双针，线长30*30cm | 1        | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25594 | 医用可吸收合成缝合线 | 双针，线长30*30cm | 2-0      | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25596 | 医用可吸收合成缝合线 | 双针，线长30*30cm | 3-0      | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25597 | 医用纱布敷料     | 6cm×8cm×8    | A型：医用纱布块 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   |
| 25599 | 医用纱布敷料     | 8cm×8cm×8    | A型：医用纱布块 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   |
| 25600 | 医用可吸收合成缝合线 | 双针，线长36*36cm | 0        | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25601 | 医用纱布敷料     | 8cm×10cm×8   | A型：医用纱布块 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   |
| 25602 | 医用可吸收合成缝合线 | 双针，线长36*36cm | 1        | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格         | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|--------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 25603 | 医用可吸收合成缝合线 | 双针，线长36*36cm | 2-0       | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25604 | 医用纱布敷料     | 40cm×50cm×8  | C型:腹巾     | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   |
| 25605 | 医用纱布敷料     | 40cm×30cm×8  | C型:腹巾     | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   |
| 25606 | 医用纱布敷料     | 40cm×50cm    | C型:腹巾显影   | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   |
| 25607 | 医用纱布敷料     | 40cm×40cm-4p | C型:腹巾显影   | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   |
| 25608 | 医用可吸收合成缝合线 | 双针，线长36*36cm | 3-0       | 天津市东南恒生医用科技有限公司 | 天津市东南恒生医用科技有限公司 |
| 25612 | 纱布绷带       | 6cm×600cm    | 6cm×600cm | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   |
| 25613 | 纱布绷带       | 8cm×600cm    | 8cm×600cm | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   |
| 25645 | 一次性使用手术衣   | 120×120cmPE膜 | A型        | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   |
| 25646 | 一次性使用手术衣   | 120×120cm无纺布 | A型        | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   |
| 25647 | 一次性使用无菌剖腹单 | 150×260cmPE膜 | A型        | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   |
| 25649 | 一次性使用手术单   | 150×260cm无纺布 | A型        | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   | 南昌市旭辉医疗器械有限公司   |



| 流水号   | 产品名称                 | 产品规格     | 产品型号   | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------------------|----------|--------|----------------|----------------|
| 25655 | 一次性使用手术单             | 120×80cm | B型:洞巾  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 25657 | 一次性使用手术单             | 40×50cm  | B型:洞巾  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 25658 | 一次性使用手术单             | 40×60cm  | B型:洞巾  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 25659 | 一次性使用手术单             | 50×60cm  | B型:洞巾  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 25668 | 一次性使用口罩              | 小号       | A型:挂耳式 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 25669 | 一次性使用口罩              | 中号       | A型:挂耳式 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 25670 | 一次性使用口罩              | 大号       | A型:挂耳式 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 25671 | 一次性使用口罩              | 小号       | B型:绑带式 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 25672 | 一次性使用口罩              | 中号       | B型:绑带式 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 25673 | 一次性使用口罩              | 大号       | B型:绑带式 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 25772 | 一次性氮气保护真空采血管<br>(II) | 1ml      | 1ml    | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 25773 | 一次性氮气保护真空采血管<br>(II) | 2ml      | 2ml    | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                 | 产品规格 | 产品型号 | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------------------|------|------|----------------|----------------|
| 25774 | 一次性氮气保护真空采血管<br>(II) | 3ml  | 3ml  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 25775 | 一次性氮气保护真空采血管<br>(II) | 4ml  | 4ml  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 25776 | 一次性氮气保护真空采血管<br>(II) | 5ml  | 5ml  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 25777 | 一次性惰气保护真空采血管         | 1ml  | 1ml  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 25778 | 一次性惰气保护真空采血管         | 2ml  | 2ml  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 25779 | 一次性惰气保护真空采血管         | 3ml  | 3ml  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 25780 | 一次性惰气保护真空采血管         | 4ml  | 4ml  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 25781 | 一次性惰气保护真空采血管         | 5ml  | 5ml  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 25782 | 一次性惰气定量真空采血管<br>(II) | 1ml  | 1ml  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 25783 | 一次性惰气定量真空采血管<br>(II) | 2ml  | 2ml  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 25784 | 一次性惰气定量真空采血管<br>(II) | 3ml  | 3ml  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 25785 | 一次性惰气定量真空采血管<br>(II) | 4ml  | 4ml  | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                 | 产品规格   | 产品型号        | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 25786 | 一次性惰气定量真空采血管<br>(II) | 5ml    | 5ml         | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 25926 | 拜格牌压力蒸汽灭菌包内化学指示卡     | 250片/盒 | 7510        | 上海华诺医药科技有限公司   | 上海华诺医药科技有限公司   |
| 25988 | 一次性使用无菌注射器带针         | 1ml    | 0.45        | 浙江华福医用器材有限公司   | 浙江华福医用器材有限公司   |
| 25989 | 一次性使用无菌注射器带针         | 1ml    | L-1ml, 0.45 | 浙江华福医用器材有限公司   | 浙江华福医用器材有限公司   |
| 25991 | 一次性使用无菌注射器带针         | 2ml    | 0.55        | 浙江华福医用器材有限公司   | 浙江华福医用器材有限公司   |
| 25992 | 一次性使用无菌注射器带针         | 2ml    | L-2ml, 0.55 | 浙江华福医用器材有限公司   | 浙江华福医用器材有限公司   |
| 25994 | 一次性使用无菌注射器带针         | 2ml    | 0.6         | 浙江华福医用器材有限公司   | 浙江华福医用器材有限公司   |
| 25995 | 一次性使用无菌注射器带针         | 2ml    | L-2ml, 0.6  | 浙江华福医用器材有限公司   | 浙江华福医用器材有限公司   |
| 25996 | 一次性使用无菌注射器带针         | 5ml    | 0.5         | 浙江华福医用器材有限公司   | 浙江华福医用器材有限公司   |
| 25997 | 一次性使用无菌注射器带针         | 5ml    | L-5ml, 0.5  | 浙江华福医用器材有限公司   | 浙江华福医用器材有限公司   |
| 25999 | 一次性使用无菌注射器带针         | 5ml    | 0.6         | 浙江华福医用器材有限公司   | 浙江华福医用器材有限公司   |
| 26003 | 一次性使用无菌注射器带针         | 5ml    | L-5ml, 0.6  | 浙江华福医用器材有限公司   | 浙江华福医用器材有限公司   |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格 | 产品型号        | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|--------------|------|-------------|--------------|--------------|
| 26007 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml  | 0.7         | 浙江华福医用器材有限公司 | 浙江华福医用器材有限公司 |
| 26010 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml  | L-5ml, 0.7  | 浙江华福医用器材有限公司 | 浙江华福医用器材有限公司 |
| 26013 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | 0.7         | 浙江华福医用器材有限公司 | 浙江华福医用器材有限公司 |
| 26014 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | L-10ml, 0.7 | 浙江华福医用器材有限公司 | 浙江华福医用器材有限公司 |
| 26015 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | 0.8         | 浙江华福医用器材有限公司 | 浙江华福医用器材有限公司 |
| 26016 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | L-10ml, 0.8 | 浙江华福医用器材有限公司 | 浙江华福医用器材有限公司 |
| 26017 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | 0.9         | 浙江华福医用器材有限公司 | 浙江华福医用器材有限公司 |
| 26018 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | L-10ml, 0.9 | 浙江华福医用器材有限公司 | 浙江华福医用器材有限公司 |
| 26019 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml | 1.2         | 浙江华福医用器材有限公司 | 浙江华福医用器材有限公司 |
| 26020 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml | L-20ml, 1.2 | 浙江华福医用器材有限公司 | 浙江华福医用器材有限公司 |
| 26021 | 一次性使用无菌注射器带针 | 30ml | 1.2         | 浙江华福医用器材有限公司 | 浙江华福医用器材有限公司 |
| 26022 | 一次性使用无菌注射器带针 | 30ml | L-30ml, 1.2 | 浙江华福医用器材有限公司 | 浙江华福医用器材有限公司 |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格 | 产品型号         | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|---------------|------|--------------|-----------------|-----------------|
| 26023 | 一次性使用无菌注射器带针  | 50ml | 1. 2         | 浙江华福医用器材有限公司    | 浙江华福医用器材有限公司    |
| 26024 | 一次性使用无菌注射器带针  | 50ml | L-50ml, 1. 2 | 浙江华福医用器材有限公司    | 浙江华福医用器材有限公司    |
| 26025 | 一次性使用无菌注射器带针  | 10ml | 1. 2         | 浙江华福医用器材有限公司    | 浙江华福医用器材有限公司    |
| 26026 | 一次性使用无菌注射器带针  | 10ml | L-10ml, 1. 2 | 浙江华福医用器材有限公司    | 浙江华福医用器材有限公司    |
| 26321 | 一次性使用真空采血配套用针 | 5#   | R-AH         | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 |
| 26322 | 一次性使用真空采血配套用针 | 5#   | R-1AH        | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 |
| 26324 | 一次性使用真空采血配套用针 | 5#   | R-A          | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 |
| 26326 | 一次性使用真空采血配套用针 | 5#   | R-1A         | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 |
| 26339 | 一次性使用真空采血配套用针 | 6#   | R-AH         | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 |
| 26340 | 一次性使用真空采血配套用针 | 6#   | R-1AH        | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 |
| 26341 | 一次性使用真空采血配套用针 | 6#   | R-A          | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 |
| 26343 | 一次性使用真空采血配套用针 | 6#   | R-1A         | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格 | 产品型号        | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|---------------|------|-------------|-----------------|-----------------|
| 26354 | 一次性使用真空采血配套用针 | 7#   | R-AH        | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 |
| 26355 | 一次性使用真空采血配套用针 | 7#   | R-1AH       | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 |
| 26356 | 一次性使用真空采血配套用针 | 7#   | R-A         | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 |
| 26357 | 一次性使用真空采血配套用针 | 7#   | R-1A        | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 |
| 26358 | 一次性使用真空采血配套用针 | 8#   | R-AH        | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 |
| 26359 | 一次性使用真空采血配套用针 | 8#   | R-1AH       | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 |
| 26360 | 一次性使用真空采血配套用针 | 8#   | R-A         | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 |
| 26361 | 一次性使用真空采血配套用针 | 8#   | R-1A        | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 | 天津哈那好兴达医用制品有限公司 |
| 26386 | 一次性使用真空采血管    | 2ml  | 浅紫色塑料管（血常规） | 沈阳宝康生物工程有限公司    | 沈阳宝康生物工程有限公司    |
| 26387 | 一次性使用真空采血管    | 2ml  | 黑色塑料管（血沉）   | 沈阳宝康生物工程有限公司    | 沈阳宝康生物工程有限公司    |
| 26388 | 一次性使用真空采血管    | 2ml  | 浅蓝色塑料管（血凝）  | 沈阳宝康生物工程有限公司    | 沈阳宝康生物工程有限公司    |
| 26389 | 一次性使用真空采血管    | 2ml  | 绿色塑料管（肝素钠）  | 沈阳宝康生物工程有限公司    | 沈阳宝康生物工程有限公司    |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号         | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|------|--------------|---------------|---------------|
| 26390 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | 橙色塑料管（促凝）    | 沈阳宝康生物工程有限公司  | 沈阳宝康生物工程有限公司  |
| 26391 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | 黄色塑料管（分离胶生化） | 沈阳宝康生物工程有限公司  | 沈阳宝康生物工程有限公司  |
| 26392 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 浅紫色塑料管（血常规）  | 沈阳宝康生物工程有限公司  | 沈阳宝康生物工程有限公司  |
| 26393 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 黑色塑料管（血沉）    | 沈阳宝康生物工程有限公司  | 沈阳宝康生物工程有限公司  |
| 26394 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 浅蓝色塑料管       | 沈阳宝康生物工程有限公司  | 沈阳宝康生物工程有限公司  |
| 26395 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 绿色塑料管（肝素钠）   | 沈阳宝康生物工程有限公司  | 沈阳宝康生物工程有限公司  |
| 26396 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 橙色塑料管（促凝）    | 沈阳宝康生物工程有限公司  | 沈阳宝康生物工程有限公司  |
| 26397 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 黄色塑料管（分离胶生化） | 沈阳宝康生物工程有限公司  | 沈阳宝康生物工程有限公司  |
| 26403 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 浅紫色塑料管（血常规）  | 沈阳宝康生物工程有限公司  | 沈阳宝康生物工程有限公司  |
| 26404 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 黑色塑料管（血沉）    | 沈阳宝康生物工程有限公司  | 沈阳宝康生物工程有限公司  |
| 26405 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 浅蓝色塑料管（血凝）   | 沈阳宝康生物工程有限公司  | 沈阳宝康生物工程有限公司  |
| 26406 | 一次性使用无菌导尿包 | Fr14 | 无球囊（单腔）      | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|------|---------|---------------|---------------|
| 26407 | 一次性使用无菌导尿包 | Fr16 | 有球囊（双腔） | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26408 | 一次性使用无菌导尿包 | Fr18 | 有球囊（三腔） | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26409 | 一次性使用无菌导尿包 | Fr14 | 无球囊（单腔） | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26410 | 一次性使用无菌导尿包 | Fr16 | 有球囊（双腔） | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26411 | 一次性使用无菌导尿包 | Fr18 | 有球囊（三腔） | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26412 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr6  | 有球囊（双腔） | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26413 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr6  | 有球囊（双腔） | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26414 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr8  | 有球囊（双腔） | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26415 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr8  | 有球囊（双腔） | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26416 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr10 | 有球囊（双腔） | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26417 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr10 | 有球囊（双腔） | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26418 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr12 | 有球囊（双腔） | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |



| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|------|---------|---------------|---------------|
| 26419 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr12 | 有球囊（双腔） | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26420 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr14 | 有球囊（双腔） | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26421 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr14 | 有球囊（双腔） | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26422 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr16 | 有球囊（双腔） | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26423 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr16 | 有球囊（双腔） | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26424 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr18 | 有球囊（双腔） | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26425 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr18 | 有球囊（双腔） | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26479 | 医用引流管      | F26  | 吸引连接管   | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26481 | 医用引流管      | F28  | 吸引连接管   | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26482 | 医用引流管      | F30  | 吸引连接管   | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26522 | 医用硅橡胶胃管    | 6#   | 单腔胃管    | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26524 | 医用硅橡胶胃管    | 8#   | 单腔胃管    | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |

| 流水号   | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|---------|------|----------|---------------|---------------|
| 26526 | 医用硅橡胶胃管 | 10#  | 单腔胃管     | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26528 | 医用硅橡胶胃管 | 10#  | 双腔胃管     | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26530 | 医用硅橡胶胃管 | 12#  | 单腔胃管     | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26532 | 医用硅橡胶胃管 | 12#  | 双腔胃管     | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26534 | 医用硅橡胶胃管 | 14#  | 单腔胃管     | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26536 | 医用硅橡胶胃管 | 14#  | 双腔胃管     | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26538 | 医用硅橡胶胃管 | 14#  | 双腔（单囊）胃管 | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26540 | 医用硅橡胶胃管 | 16#  | 单腔胃管     | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26541 | 医用硅橡胶胃管 | 16#  | 双腔胃管     | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26543 | 医用硅橡胶胃管 | 16#  | 双腔（单囊）胃管 | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26545 | 医用硅橡胶胃管 | 18#  | 单腔胃管     | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26546 | 医用硅橡胶胃管 | 18#  | 双腔胃管     | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格      | 产品型号     | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|-----------|----------|---------------|---------------|
| 26548 | 医用硅橡胶胃管    | 18#       | 双腔（单囊）胃管 | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26573 | 医用引流管      | 16#       | T型胆道引流管  | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26574 | 医用引流管      | 18#       | T型胆道引流管  | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26575 | 医用引流管      | 20#       | T型胆道引流管  | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26576 | 医用引流管      | 22#       | T型胆道引流管  | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26577 | 医用引流管      | 24#       | T型胆道引流管  | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26579 | 医用引流管      | 26#       | T型胆道引流管  | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26600 | 一次性使用无菌导尿管 | 20ch / fv | 有球囊（三腔）  | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26601 | 一次性使用无菌导尿管 | 20ch / fv | 有球囊（三腔）  | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26602 | 一次性使用无菌导尿管 | 22ch / fv | 有球囊（三腔）  | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26603 | 一次性使用无菌导尿管 | 22ch / fv | 有球囊（三腔）  | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26604 | 一次性使用无菌导尿管 | 24ch / fv | 有球囊（三腔）  | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |

| 流水号   | 产品名称            | 产品规格      | 产品型号    | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-----------------|-----------|---------|---------------|---------------|
| 26605 | 一次性使用无菌导尿管      | 24ch / fv | 有球囊（三腔） | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26614 | 一次性使用无菌导尿管      | Fr6       | 单腔      | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26615 | 一次性使用无菌导尿管      | Fr6       | 单腔      | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26616 | 一次性使用无菌导尿管      | Fr8       | 单腔      | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26617 | 一次性使用无菌导尿管      | Fr8       | 单腔      | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26618 | 一次性使用无菌导尿管      | Fr10      | 单腔      | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26619 | 一次性使用无菌导尿管      | Fr10      | 单腔      | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26620 | 一次性使用无菌导尿管      | Fr12      | 单腔      | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26621 | 一次性使用无菌导尿管（扩张型） | Fr12      | 单腔      | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26622 | 一次性使用无菌导尿管      | Fr12      | 单腔      | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26623 | 一次性使用无菌导尿管      | Fr14      | 单腔      | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26624 | 一次性使用无菌导尿管      | Fr14      | 单腔      | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |

| 流水号   | 产品名称            | 产品规格  | 产品型号                            | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-----------------|-------|---------------------------------|---------------|---------------|
| 26625 | 一次性使用无菌导尿管      | Fr16  | 单腔                              | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26629 | 一次性使用无菌导尿管      | Fr16  | 单腔                              | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26630 | 一次性使用无菌导尿管      | Fr18  | 单腔                              | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26631 | 一次性使用无菌导尿管（扩张型） | Fr18  | 单腔                              | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26632 | 一次性使用无菌导尿管      | Fr18  | 单腔                              | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26633 | 一次性使用硅橡胶引流管     | Fr32  | 单腔（二眼侧孔）                        | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26634 | 一次性使用硅橡胶引流管     | Fr24  | 单腔（多眼侧孔）                        | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26635 | 一次性使用硅橡胶引流管     | Fr28  | 双腔                              | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26636 | 一次性使用硅橡胶引流管     | Fr32  | 三腔                              | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26637 | 一次性使用硅橡胶引流管     | Fr24  | 单腔潘氏                            | 九江市康复医用塑胶有限公司 | 九江市康复医用塑胶有限公司 |
| 26638 | 口腔溃疡含漱液         | 50ml  | A瓶：50ml/瓶；B瓶：50ml/瓶；A、B瓶比例1：1   | 嘉兴富特吉生物科技有限公司 | 嘉兴富特吉生物科技有限公司 |
| 26639 | 口腔溃疡含漱液         | 100ml | A瓶：100ml/瓶；B瓶：100ml/瓶；A、B瓶比例1：1 | 嘉兴富特吉生物科技有限公司 | 嘉兴富特吉生物科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格  | 产品型号                            | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------|-------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 26640 | 口腔溃疡含漱液       | 200ml | A瓶：200ml/瓶；B瓶：200ml/瓶；A、B瓶比例1：1 | 嘉兴富特吉生物科技有限公司  | 嘉兴富特吉生物科技有限公司  |
| 26882 | 一次性使用无菌导尿管及组件 | 12Fr  | 普通型                             | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26883 | 一次性使用无菌导尿管及组件 | 14Fr  | 普通型                             | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26884 | 一次性使用无菌导尿管及组件 | 16Fr  | 普通型                             | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26885 | 一次性使用无菌导尿管及组件 | 18Fr  | 普通型                             | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26889 | 一次性使用气管插管包    | 2. 5# | 普通型                             | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26890 | 一次性使用气管插管包    | 3. 0# | 普通型                             | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26891 | 一次性使用气管插管包    | 3. 5# | 普通型                             | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26892 | 一次性使用气管插管包    | 4. 0# | 普通型                             | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26893 | 一次性使用气管插管包    | 4. 5# | 普通型                             | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26894 | 一次性使用气管插管包    | 5. 0# | 普通型                             | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26895 | 一次性使用气管插管包    | 5. 5# | 普通型                             | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号 | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|------|------|----------------|----------------|
| 26897 | 一次性使用气管插管包 | 6.0# | 普通型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26898 | 一次性使用气管插管包 | 6.5# | 普通型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26899 | 一次性使用气管插管包 | 7.0# | 普通型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26900 | 一次性使用气管插管包 | 7.5# | 普通型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26901 | 一次性使用气管插管包 | 8.0# | 普通型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26914 | 一次性使用气管插管包 | 2.5# | 加强型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26916 | 一次性使用气管插管包 | 3.0# | 加强型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26918 | 一次性使用气管插管包 | 3.5# | 加强型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26919 | 一次性使用气管插管包 | 4.0# | 加强型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26921 | 一次性使用气管插管包 | 4.5# | 加强型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26922 | 一次性使用气管插管包 | 5.0# | 加强型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26923 | 一次性使用气管插管包 | 5.5# | 加强型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格       | 产品型号      | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------------|------------|-----------|----------------|----------------|
| 26924 | 一次性使用气管插管包   | 6.0#       | 加强型       | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26925 | 一次性使用气管插管包   | 6.5#       | 加强型       | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26927 | 一次性使用气管插管包   | 7.0#       | 加强型       | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26929 | 一次性使用气管插管包   | 7.5#       | 加强型       | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 26931 | 一次性使用气管插管包   | 8.0#       | 加强型       | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 27061 | 一次性使用产包      | /          | /         | 湖南康怡医疗器械有限公司   | 湖南康怡医疗器械有限公司   |
| 27073 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 大          | 轴转式       | 湖南康怡医疗器械有限公司   | 湖南康怡医疗器械有限公司   |
| 27078 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中          | 轴转式       | 湖南康怡医疗器械有限公司   | 湖南康怡医疗器械有限公司   |
| 27084 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 小          | 轴转式       | 湖南康怡医疗器械有限公司   | 湖南康怡医疗器械有限公司   |
| 27106 | 医用纱布块        | 6cm×8cm×8  | A1型（无菌折叠） | 湖南康怡医疗器械有限公司   | 湖南康怡医疗器械有限公司   |
| 27111 | 医用纱布块        | 8cm×8cm×8  | A1型（无菌折叠） | 湖南康怡医疗器械有限公司   | 湖南康怡医疗器械有限公司   |
| 27112 | 医用纱布块        | 8cm×10cm×8 | A1型（无菌折叠） | 湖南康怡医疗器械有限公司   | 湖南康怡医疗器械有限公司   |



| 流水号   | 产品名称    | 产品规格             | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|---------|------------------|-----------|--------------|--------------|
| 27113 | 压敏胶带    | 10cm×450cm       | 弹力布胶带     | 常州美杰医疗用品有限公司 | 常州美杰医疗用品有限公司 |
| 27114 | 医用纱布块   | 40cm×50cm×8      | A2型（无菌缝制） | 湖南康怡医疗器械有限公司 | 湖南康怡医疗器械有限公司 |
| 27116 | 医用纱布块   | 40cm×30cm×8      | A2型（无菌缝制） | 湖南康怡医疗器械有限公司 | 湖南康怡医疗器械有限公司 |
| 27117 | 压敏胶带    | 15cm×450cm       | 弹力布胶带     | 常州美杰医疗用品有限公司 | 常州美杰医疗用品有限公司 |
| 27120 | 压敏胶带    | 7.5cm×450cm      | 弹力布胶带     | 常州美杰医疗用品有限公司 | 常州美杰医疗用品有限公司 |
| 27127 | 压敏胶带    | 0.9cm×500cm 无纺布  | 无纺布胶带     | 常州美杰医疗用品有限公司 | 常州美杰医疗用品有限公司 |
| 27132 | 压敏胶带    | 1.3cm×1000cm 无纺布 | 无纺布胶带     | 常州美杰医疗用品有限公司 | 常州美杰医疗用品有限公司 |
| 27135 | 压敏胶带    | 1.3cm×1000cm PE  | PE胶带      | 常州美杰医疗用品有限公司 | 常州美杰医疗用品有限公司 |
| 27138 | 压敏胶带    | 1.3cm×500cm 无纺布  | 无纺布胶带     | 常州美杰医疗用品有限公司 | 常州美杰医疗用品有限公司 |
| 27154 | 压敏胶带    | 2.0cm×300cm 无纺布  | 无纺布胶带     | 常州美杰医疗用品有限公司 | 常州美杰医疗用品有限公司 |
| 27156 | 医用阴道冲洗器 | 大号               | /         | 湖南康怡医疗器械有限公司 | 湖南康怡医疗器械有限公司 |
| 27158 | 压敏胶带    | 2.0cm×500cm 无纺布  | 无纺布胶带     | 常州美杰医疗用品有限公司 | 常州美杰医疗用品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格             | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|-----------|------------------|-------|--------------|--------------|
| 27163 | 压敏胶带      | 0.9cm×1000cm 无纺布 | 无纺布胶带 | 常州美杰医疗用品有限公司 | 常州美杰医疗用品有限公司 |
| 27164 | 一次性使用手术垫单 | 80cm×120cm无纺布    | B型中单  | 湖南康怡医疗器械有限公司 | 湖南康怡医疗器械有限公司 |
| 27167 | 压敏胶带      | 0.9cm×1000cm PE  | PE胶带  | 常州美杰医疗用品有限公司 | 常州美杰医疗用品有限公司 |
| 27168 | 一次性使用手术垫单 | 80cm×120cmPE膜    | B型中单  | 湖南康怡医疗器械有限公司 | 湖南康怡医疗器械有限公司 |
| 27175 | 压敏胶带      | 1.2cm×80m无纺布     | 无纺布胶带 | 常州美杰医疗用品有限公司 | 常州美杰医疗用品有限公司 |
| 27176 | 压敏胶带      | 1.2cm×80m PE     | PE胶带  | 常州美杰医疗用品有限公司 | 常州美杰医疗用品有限公司 |
| 27180 | 一次性使用手术垫单 | 120cm×200cm无纺布   | D型床单  | 湖南康怡医疗器械有限公司 | 湖南康怡医疗器械有限公司 |
| 27184 | 一次性使用手术垫单 | 60cm×50cm        | A型垫巾  | 湖南康怡医疗器械有限公司 | 湖南康怡医疗器械有限公司 |
| 27186 | 压敏胶带      | 26cm×500cm×1卷    | 棉布胶带  | 常州美杰医疗用品有限公司 | 常州美杰医疗用品有限公司 |
| 27191 | 压敏胶带      | 1cm×1000cm×1卷    | 棉布胶带  | 常州美杰医疗用品有限公司 | 常州美杰医疗用品有限公司 |
| 27192 | 纱布绷带      | 6cm×600cm        | /     | 湖南康怡医疗器械有限公司 | 湖南康怡医疗器械有限公司 |
| 27196 | 纱布绷带      | 8cm×600cm        | /     | 湖南康怡医疗器械有限公司 | 湖南康怡医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格         | 产品型号 | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-----------|--------------|------|----------------|----------------|
| 27207 | 一次性使用手术衣  | 120×120cmPE膜 | 大号   | 湖南康怡医疗器械有限公司   | 湖南康怡医疗器械有限公司   |
| 27209 | 一次性使用手术衣  | 120×120cm无纺布 | 大号   | 湖南康怡医疗器械有限公司   | 湖南康怡医疗器械有限公司   |
| 27213 | 一次性使用手术垫单 | 120×80cm     | C型孔巾 | 湖南康怡医疗器械有限公司   | 湖南康怡医疗器械有限公司   |
| 27217 | 一次性手术垫单   | 40×50cm      | C型孔巾 | 湖南康怡医疗器械有限公司   | 湖南康怡医疗器械有限公司   |
| 27220 | 一次性使用手术垫单 | 40×60cm      | C型孔巾 | 湖南康怡医疗器械有限公司   | 湖南康怡医疗器械有限公司   |
| 27225 | 一次性使用手术垫单 | 50×60cm      | C型孔巾 | 湖南康怡医疗器械有限公司   | 湖南康怡医疗器械有限公司   |
| 27239 | 普通医用口罩    | 大号           | 耳挂型  | 湖南康怡医疗器械有限公司   | 湖南康怡医疗器械有限公司   |
| 27244 | 一次性使用帽子   | 大号           | /    | 湖南康怡医疗器械有限公司   | 湖南康怡医疗器械有限公司   |
| 27248 | 棉签        | 10cm         | A型   | 湖南康怡医疗器械有限公司   | 湖南康怡医疗器械有限公司   |
| 27251 | 棉签        | 15cm         | A型   | 湖南康怡医疗器械有限公司   | 湖南康怡医疗器械有限公司   |
| 27254 | 棉签        | 20cm         | A型   | 湖南康怡医疗器械有限公司   | 湖南康怡医疗器械有限公司   |
| 27327 | 医用红外激光胶片  | 14英寸×17英寸    | DVC  | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司 | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司 |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格      | 产品型号         | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 27335 | 医用纱布块    | 6cm×8cm×8 | 21*21, 28*30 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
| 27338 | 医用红外激光胶片 | 14英寸×17英寸 | DVC+         | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司 | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司 |
| 27342 | 一次性使用手术衣 | 连体带袖型     | 连体带袖型        | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
| 27343 | 医用红外激光胶片 | 8英寸×10英寸  | DVC          | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司 | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司 |
| 27350 | 一次性使用手术衣 | 连体带袖带帽型   | 连体带袖带帽型      | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
| 27352 | 医用红外激光胶片 | 8英寸×10英寸  | DVC+         | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司 | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司 |
| 27358 | 医用红外激光胶片 | 10英寸×12英寸 | DVC          | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司 | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司 |
| 27364 | 医用红外激光胶片 | 10英寸×12英寸 | DVC+         | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司 | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司 |
| 27365 | 医用红外激光胶片 | 11英寸×14英寸 | DVC          | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司 | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司 |
| 27370 | 医用红外激光胶片 | 11英寸×14英寸 | DVC+         | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司 | 锐珂（厦门）医疗器材有限公司 |
| 27478 | 吸液袋（非无菌） | 1000ml    | 普通型          | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 27482 | 吸液袋（非无菌） | 1000ml    | I 型防逆流       | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                | 产品规格      | 产品型号         | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------------|-----------|--------------|----------------|----------------|
| 27484 | 吸液袋（非无菌）            | 1500ml    | I 型防逆流       | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 27486 | 吸液袋（非无菌）            | 2000ml    | I 型防逆流       | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 27488 | 吸液袋（非无菌）            | 3000ml    | I 型防逆流       | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 27564 | 医用纱布块               | 8cm×8cm×8 | 21*32, 28*26 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
| 27572 | 一次性使用J型导尿管（输尿管支架套件） | Fr6       | 单J型          | 江苏伊凯医疗器械有限公司   | 江苏伊凯医疗器械有限公司   |
| 27575 | 一次性使用J型导尿管（输尿管支架套件） | Fr6       | 双J型          | 江苏伊凯医疗器械有限公司   | 江苏伊凯医疗器械有限公司   |
| 27577 | 加强型气管插管             | 2.5       | 2.5          | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 27578 | 加强型气管插管             | 3         | 3            | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 27579 | 加强型气管插管             | 3.5       | 3.5          | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 27581 | 加强型气管插管             | 4         | 4            | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 27583 | 加强型气管插管             | 4.5       | 4.5          | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 27584 | 加强型气管插管             | 5         | 5            | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格       | 产品型号         | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 27587 | 加强型气管插管       | 5.5        | 5.5          | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 27589 | 加强型气管插管       | 6          | 6            | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 27590 | 加强型气管插管       | 6.5        | 6.5          | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 27591 | 加强型气管插管       | 7          | 7            | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 27592 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 6.5#       | 灭菌有粉麻面       | 常州市怡华卫生材料有限公司  | 常州市怡华卫生材料有限公司  |
| 27593 | 加强型气管插管       | 7.5        | 7.5          | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 27594 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7#         | 灭菌有粉麻面       | 常州市怡华卫生材料有限公司  | 常州市怡华卫生材料有限公司  |
| 27595 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7.5#       | 灭菌有粉麻面       | 常州市怡华卫生材料有限公司  | 常州市怡华卫生材料有限公司  |
| 27596 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 6.5#       | 灭菌无粉麻面       | 常州市怡华卫生材料有限公司  | 常州市怡华卫生材料有限公司  |
| 27597 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7#         | 灭菌无粉麻面       | 常州市怡华卫生材料有限公司  | 常州市怡华卫生材料有限公司  |
| 27598 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7.5#       | 灭菌无粉麻面       | 常州市怡华卫生材料有限公司  | 常州市怡华卫生材料有限公司  |
| 27599 | 医用纱布块         | 8cm×10cm×8 | 21*32, 28*26 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称               | 产品规格   | 产品型号        | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------------------|--------|-------------|----------------|----------------|
| 27600 | 加强型气管插管            | 8      | 8           | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 27603 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套      | 6.5#   | 有粉          | 常州市怡华卫生材料有限公司  | 常州市怡华卫生材料有限公司  |
| 27604 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套      | 7#     | 有粉          | 常州市怡华卫生材料有限公司  | 常州市怡华卫生材料有限公司  |
| 27605 | 无铅时代牌压力蒸汽灭菌六类化学指示卡 | 500片/盒 | 3FSKS645912 | 上海华诺医药科技有限公司   | 上海华诺医药科技有限公司   |
| 27606 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套      | 7.5#   | 有粉          | 常州市怡华卫生材料有限公司  | 常州市怡华卫生材料有限公司  |
| 27608 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套      | 8#     | 有粉          | 常州市怡华卫生材料有限公司  | 常州市怡华卫生材料有限公司  |
| 27609 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套      | 6.5#   | 无粉          | 常州市怡华卫生材料有限公司  | 常州市怡华卫生材料有限公司  |
| 27610 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套      | 7#     | 无粉          | 常州市怡华卫生材料有限公司  | 常州市怡华卫生材料有限公司  |
| 27611 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套      | 7.5#   | 无粉          | 常州市怡华卫生材料有限公司  | 常州市怡华卫生材料有限公司  |
| 27614 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套      | 8#     | 无粉          | 常州市怡华卫生材料有限公司  | 常州市怡华卫生材料有限公司  |
| 27685 | 医用棉签               | 10cm   | 20支/包       | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
| 27689 | 医用棉签               | 10cm   | 10支/包       | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称               | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 27691 | 医用棉签               | 15cm        | 10支/包       | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  |
| 27694 | 医用棉签               | 15cm        | 20支/包       | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  |
| 27699 | 医用棉签               | 15cm        | 50支/包       | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  |
| 27702 | 医用棉签               | 15cm        | 30支/包       | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  |
| 27717 | 医用外科口罩             | 20130038    | 20130038    | 深中海医疗用品（深圳）有限公司 | 深中海医疗用品（深圳）有限公司 |
| 27719 | 负压引流装置（一次性负压引流袋系统） | 1000ml      | QY-01A1     | 金华市青阳生物科技有限公司   | 金华市青阳生物科技有限公司   |
| 27722 | 医用防护口罩             | 20130040    | 20130040    | 深中海医疗用品（深圳）有限公司 | 深中海医疗用品（深圳）有限公司 |
| 27724 | 医用防护口罩             | AOKMASK-001 | AOKMASK-001 | 深中海医疗用品（深圳）有限公司 | 深中海医疗用品（深圳）有限公司 |
| 27762 | 一次性使用换药包           | A型          | A型          | 新乡市好媚卫生用品有限公司   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   |
| 27764 | 一次性使用手术包           | A型          | A型          | 新乡市好媚卫生用品有限公司   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   |
| 27766 | 一次性使用产包            | A型          | A型          | 新乡市好媚卫生用品有限公司   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   |
| 27773 | 脱脂纱布块              | 6cm×8cm×8   |             | 新乡市好媚卫生用品有限公司   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   |



| 流水号   | 产品名称               | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 27789 | 脱脂纱布块              | 8cm×8cm×8    |              | 新乡市好媚卫生用品有限公司   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   |
| 27793 | 负压引流装置（一次性负压引流袋系统） | 2000ml       | QY-01A2      | 金华市青阳生物科技有限公司   | 金华市青阳生物科技有限公司   |
| 27794 | 脱脂纱布块              | 8cm×10cm×8   |              | 新乡市好媚卫生用品有限公司   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   |
| 27796 | 脱脂纱布块              | 40cm×50cm×8  |              | 新乡市好媚卫生用品有限公司   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   |
| 27803 | 脱脂纱布块              | 40cm×30cm×8  |              | 新乡市好媚卫生用品有限公司   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   |
| 27806 | 脱脂纱布块              | 40cm×50cm    |              | 新乡市好媚卫生用品有限公司   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   |
| 27808 | 脱脂纱布块              | 40cm×40cm-4p | 40cm×40cm-4p | 新乡市好媚卫生用品有限公司   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   |
| 27819 | 纱布绷带               | 6cm×600cm    |              | 新乡市好媚卫生用品有限公司   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   |
| 27823 | 纱布绷带               | 8cm×600cm    | 8cm×600cm    | 新乡市好媚卫生用品有限公司   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   |
| 27826 | 一次性使用无菌手术服         | 120×120cmPE膜 | 120×120cmPE膜 | 新乡市好媚卫生用品有限公司   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   |
| 27828 | 一次性使用无菌手术服         | 120×120cm无纺布 |              | 新乡市好媚卫生用品有限公司   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   |
| 27898 | 医用防护口罩             | AOKMASK-003  | AOKMASK-003  | 深中海医疗用品（深圳）有限公司 | 深中海医疗用品（深圳）有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格                  | 产品型号        | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 27901 | 医用纱布棉垫       | 120×200cm             | 120×200cm   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   |
| 27902 | 医用防护口罩       | AOKMASK-004           | AOKMASK-004 | 深中海医疗用品（深圳）有限公司 | 深中海医疗用品（深圳）有限公司 |
| 27910 | 一次性使用口罩      | 长方形                   | 长方形         | 新乡市好媚卫生用品有限公司   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   |
| 27913 | 一次性使用帽子      | 圆帽                    | 圆帽          | 新乡市好媚卫生用品有限公司   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   |
| 27914 | 医用棉签         | 10cm                  | 10cm        | 新乡市好媚卫生用品有限公司   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   |
| 27918 | 医用棉签         | 15cm                  | 15cm        | 新乡市好媚卫生用品有限公司   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   |
| 27919 | 医用棉签         | 20cm                  | 20cm        | 新乡市好媚卫生用品有限公司   | 新乡市好媚卫生用品有限公司   |
| 27957 | 生物活性玻璃创面凝胶敷料 | 1ml                   | 1.0g        | 上海诺帮生物科技有限公司    | 上海诺帮生物科技有限公司    |
| 27981 | 可吸收性外科缝线     | 4/0 12mm 反角针 3/8 45cm | VC124       | 北京佳合瑞仪商贸有限公司    | 北京佳合瑞仪商贸有限公司    |
| 28002 | 气管插管         | 2.5                   | 2.5         | 河南强森微创医疗器械有限公司  | 河南强森微创医疗器械有限公司  |
| 28003 | 气管插管         | 3                     | 3           | 河南强森微创医疗器械有限公司  | 河南强森微创医疗器械有限公司  |
| 28004 | 一次性使用普通医用口罩  | 耳挂型                   | 100*180     | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  |

| 流水号   | 产品名称        | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-------------|------|---------|----------------|----------------|
| 28006 | 一次性使用普通医用口罩 | 系带型  | 100*180 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
| 28007 | 一次性使用医用帽    | 护士帽  | 护士帽     | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司 |
| 28008 | 气管插管        | 3.5  | 3.5     | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28009 | 气管插管        | 4    | 4       | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28010 | 气管插管        | 4.5  | 4.5     | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28012 | 气管插管        | 5    | 5       | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28015 | 气管插管        | 5.5  | 5.5     | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28018 | 气管插管        | 6    | 6       | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28023 | 气管插管        | 6.5  | 6.5     | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28028 | 气管插管        | 7    | 7       | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28034 | 气管插管        | 7.5  | 7.5     | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28039 | 气管插管        | 8    | 8       | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称            | 产品规格  | 产品型号              | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-----------------|-------|-------------------|----------------|----------------|
| 28058 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 2ml   | 血常规（EDTAK2紫色管）2ml | 珠海康德莱医疗器械有限公司  | 珠海康德莱医疗器械有限公司  |
| 28064 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 3ml   | 肝素钠（绿色管）3ml       | 珠海康德莱医疗器械有限公司  | 珠海康德莱医疗器械有限公司  |
| 28069 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 4ml   | 血常规（EDTAK2紫色管）4ml | 珠海康德莱医疗器械有限公司  | 珠海康德莱医疗器械有限公司  |
| 28073 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 5ml   | 血常规（EDTAK2紫色管）5ml | 珠海康德莱医疗器械有限公司  | 珠海康德莱医疗器械有限公司  |
| 28095 | 一次性使用无菌导尿包      | 8Fr   | 抗菌超滑型             | 河北康惠医疗器械有限公司   | 河北康惠医疗器械有限公司   |
| 28180 | 检查手套            | 6. 5# | 有粉                | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 |
| 28217 | 一次性无菌口罩         | 中号    | 绑带口罩（绑带式）         | 江西长青医疗科技有限公司   | 江西长青医疗科技有限公司   |
| 28238 | 一次性无菌帽子         | 中号    | B型条形帽             | 江西长青医疗科技有限公司   | 江西长青医疗科技有限公司   |
| 28241 | 检查手套            | 6. 5# | 无粉                | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 |
| 28291 | 一次性使用导尿包        | B型    | B型                | 新乡市好媚卫生用品有限公司  | 新乡市好媚卫生用品有限公司  |
| 28300 | 一次性使用产包         | B型    | B型                | 新乡市好媚卫生用品有限公司  | 新乡市好媚卫生用品有限公司  |
| 28358 | 一次性使用无菌导尿包      | 12Fr  | 抗菌超滑型             | 河北康惠医疗器械有限公司   | 河北康惠医疗器械有限公司   |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|------|-------|----------------|----------------|
| 28360 | 一次性使用无菌导尿包 | 16Fr | 抗菌超滑型 | 河北康惠医疗器械有限公司   | 河北康惠医疗器械有限公司   |
| 28363 | 一次性使用无菌导尿包 | 20Fr | 抗菌超滑型 | 河北康惠医疗器械有限公司   | 河北康惠医疗器械有限公司   |
| 28365 | 麻醉面罩       | 0#   | 充气式   | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28367 | 麻醉面罩       | 1#   | 充气式   | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28370 | 麻醉面罩       | 2#   | 充气式   | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28371 | 麻醉面罩       | 3#   | 充气式   | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28374 | 麻醉面罩       | 4#   | 充气式   | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28376 | 麻醉面罩       | 5#   | 充气式   | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28378 | 麻醉面罩       | 6#   | 充气式   | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28379 | 麻醉面罩       | 3#   | 免充气式  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28382 | 麻醉面罩       | 4#   | 免充气式  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28384 | 麻醉面罩       | 3#   | 内窥镜式  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                         | 产品规格  | 产品型号   | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------------------------|-------|--------|----------------|----------------|
| 28385 | 麻醉面罩                         | 4#    | 内窥镜式   | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28460 | 一次性使用橡胶检查手套<br>(盒装, 经济型, 有粉) | 6. 5# | 有粉、经济型 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 |
| 28461 | 一次性使用橡胶检查手套<br>(盒装, 经济型, 有粉) | 7#    | 有粉、经济型 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 |
| 28465 | 一次性使用橡胶检查手套<br>(盒装, 经济型, 有粉) | 7. 5# | 有粉、经济型 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 |
| 28466 | 一次性使用橡胶检查手套<br>(盒装, 经济型, 无粉) | 6. 5# | 无粉、经济型 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 |
| 28468 | 一次性使用橡胶检查手套<br>(盒装, 经济型, 无粉) | 7#    | 无粉、经济型 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 |
| 28470 | 一次性使用橡胶检查手套<br>(盒装, 经济型, 无粉) | 7. 5# | 无粉、经济型 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 |
| 28471 | 一次性使用橡胶检查手套<br>(盒装, 标准型, 有粉) | 6. 5# | 有粉、标准型 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 |
| 28472 | 次性使用橡胶检查手套(盒<br>装, 标准型, 有粉)  | 7#    | 有粉、标准型 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 |
| 28474 | 次性使用橡胶检查手套(盒<br>装, 标准型, 有粉)  | 7. 5# | 有粉、标准型 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 |
| 28476 | 一次性使用橡胶检查手套<br>(盒装, 标准型, 无粉) | 6. 5# | 无粉、标准型 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 |
| 28478 | 一次性使用橡胶检查手套<br>(盒装, 标准型, 无粉) | 7#    | 无粉、标准型 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                       | 产品规格                  | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------------------------|-----------------------|---------|----------------|----------------|
| 28479 | 一次性使用橡胶检查手套<br>（盒装，标准型，无粉） | 7.5#                  | 无粉、标准型  | 艾迈柯思贸易（上海）有限公司 | 艾迈柯思贸易（上海）有限公司 |
| 28480 | 一次性使用无菌导尿管                 | Fr8                   | 双腔抗菌超滑型 | 河北康惠医疗器械有限公司   | 河北康惠医疗器械有限公司   |
| 28482 | 可吸收性外科缝线                   | 5/0 12mm 反角针 3/8 45cm | VC125   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 28483 | 一次性使用无菌导尿管                 | Fr12                  | 双腔抗菌超滑型 | 河北康惠医疗器械有限公司   | 河北康惠医疗器械有限公司   |
| 28484 | 可吸收性外科缝线                   | 6/0 12mm 反角针 3/8 45cm | VC126   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 28485 | 一次性使用无菌导尿管                 | Fr16                  | 双腔抗菌超滑型 | 河北康惠医疗器械有限公司   | 河北康惠医疗器械有限公司   |
| 28488 | 一次性使用橡胶检查手套<br>（盒装，耐用型，有粉  | 6.5#                  | 有粉、耐用型  | 艾迈柯思贸易（上海）有限公司 | 艾迈柯思贸易（上海）有限公司 |
| 28489 | 一次性使用橡胶检查手套<br>（盒装，耐用型，有粉  | 7#                    | 有粉、耐用型  | 艾迈柯思贸易（上海）有限公司 | 艾迈柯思贸易（上海）有限公司 |
| 28492 | 一次性使用橡胶检查手套<br>（盒装，耐用型，有粉  | 7.5#                  | 有粉、耐用型  | 艾迈柯思贸易（上海）有限公司 | 艾迈柯思贸易（上海）有限公司 |
| 28494 | 一次性使用橡胶检查手套<br>（盒装，耐用型，无粉） | 6.5#                  | 无粉、耐用型  | 艾迈柯思贸易（上海）有限公司 | 艾迈柯思贸易（上海）有限公司 |
| 28495 | 一次性使用橡胶检查手套<br>（盒装，耐用型，无粉） | 7#                    | 无粉、耐用型  | 艾迈柯思贸易（上海）有限公司 | 艾迈柯思贸易（上海）有限公司 |
| 28497 | 一次性使用橡胶检查手套<br>（盒装，耐用型，无粉） | 7.5#                  | 无粉、耐用型  | 艾迈柯思贸易（上海）有限公司 | 艾迈柯思贸易（上海）有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                                 | 产品规格  | 产品型号                     | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------------------------------------|-------|--------------------------|----------------|----------------|
| 28500 | 一次性使用橡胶检查手套<br>(盒装, 加厚型, 无粉)         | 6. 5# | 无粉、加厚型                   | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 |
| 28501 | 一次性使用橡胶检查手套<br>(盒装, 加厚型, 无粉)         | 7#    | 无粉、加厚型                   | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 |
| 28504 | 一次性使用橡胶检查手套<br>(盒装, 加厚型, 无粉)         | 7. 5# | 无粉、加厚型                   | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 |
| 28505 | 一次性使用人体静脉血样采<br>集容器                  | 2ml   | 血常规(EDTAK3紫色<br>管) 2ml   | 珠海康德莱医疗器械有限公司  | 珠海康德莱医疗器械有限公司  |
| 28507 | 一次性使用橡胶检查手套<br>(盒装, 丁腈, 无粉)          | 6. 5# | 无粉                       | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 |
| 28509 | 一次性使用人体静脉血样采<br>集容器                  | 2ml   | 血沉(3. 8%柠檬酸钠黑<br>色管) 2ml | 珠海康德莱医疗器械有限公司  | 珠海康德莱医疗器械有限公司  |
| 28510 | 一次性使用橡胶检查手套<br>(盒装, 丁腈, 无粉)          | 7#    | 无粉                       | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 |
| 28512 | 一次性使用人体静脉血样采<br>集容器                  | 2ml   | 血凝(3. 2%柠檬酸钠蓝<br>色管) 2ml | 珠海康德莱医疗器械有限公司  | 珠海康德莱医疗器械有限公司  |
| 28513 | 一次性使用橡胶检查手套<br>(盒装, 丁腈, 加厚型, 无<br>粉) | 6. 5# | 无粉、加厚型                   | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 |
| 28514 | 一次性使用人体静脉血样采<br>集容器                  | 2ml   | 促凝(促凝剂橘黄色<br>管) 2ml      | 珠海康德莱医疗器械有限公司  | 珠海康德莱医疗器械有限公司  |
| 28515 | 一次性使用橡胶检查手套<br>(盒装, 丁腈, 加厚型, 无<br>粉) | 7#    | 无粉、加厚型                   | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 |
| 28516 | 一次性使用橡胶检查手套<br>(盒装, 丁腈, 加厚型, 无<br>粉) | 7. 5# | 无粉、加厚型                   | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 | 艾迈柯思贸易(上海)有限公司 |



| 流水号   | 产品名称            | 产品规格 | 产品型号                  | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-----------------|------|-----------------------|---------------|---------------|
| 28517 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 3ml  | 分离胶生化3ml              | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 |
| 28521 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 3ml  | 血常规（EDTAK2紫色管）3ml     | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 |
| 28523 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 3ml  | 血常规（EDTAK3紫色管）3ml     | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 |
| 28525 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 3ml  | 血沉（3.8%柠檬酸钠黑色管）3ml    | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 |
| 28527 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 3ml  | 血凝（3.2%柠檬酸钠蓝色管）3ml    | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 |
| 28532 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 3ml  | 促凝（促凝剂橘黄色管）3ml        | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 |
| 28537 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 4ml  | 血凝（3.2%柠檬酸钠蓝色管）4ml    | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 |
| 28541 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 4ml  | 肝素钠（绿色管）4ml           | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 |
| 28545 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 4ml  | 分离胶生化（分离胶+促凝剂金黄色管）4ml | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 |
| 28550 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 5ml  | 血常规（EDTAK3紫色管）5ml     | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 |
| 28554 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 5ml  | 血沉（3.8%柠檬酸钠黑色管）5ml    | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 |
| 28559 | 一次性使用人体静脉血样采集容器 | 5ml  | 血凝（3.2%柠檬酸钠蓝色管）5ml    | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                 | 产品规格                  | 产品型号                  | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 28563 | 一次性使用人体静脉血样采集容器      | 5ml                   | 肝素钠（绿色管）5ml           | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 |
| 28566 | 一次性使用人体静脉血样采集容器      | 5ml                   | 促凝（促凝剂橘黄色管）5ml        | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 |
| 28568 | 一次性使用人体静脉血样采集容器      | 5ml                   | 分离胶生化（分离胶+促凝剂金黄色管）5ml | 珠海康德莱医疗器械有限公司 | 珠海康德莱医疗器械有限公司 |
| 28592 | 可吸收性外科缝线             | 5/0 16mm 反角针 3/8 75cm | VC165                 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司  |
| 28597 | 可吸收性外科缝线             | 3/0 19mm 反角针 3/8 75cm | VC193L                | 北京佳合瑞仪商贸有限公司  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司  |
| 28603 | 可吸收性外科缝线             | 4/0 19mm 反角针 3/8 75cm | VC194L                | 北京佳合瑞仪商贸有限公司  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司  |
| 28607 | 可吸收性外科缝线             | 3/0 24mm 反角针 3/8 75cm | VC243                 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司  |
| 28619 | 一次性使用鼻氧管             | PT-SZ                 | 普通型                   | 河北康惠医疗器械有限公司  | 河北康惠医疗器械有限公司  |
| 28633 | 一次性使用鼻氧管             | SH280                 | 湿化型                   | 河北康惠医疗器械有限公司  | 河北康惠医疗器械有限公司  |
| 28653 | 普林特牌压力蒸汽灭菌化学指示标签（小号） | 500片/卷，30卷/盒          | ETTT2928              | 上海华诺医药科技有限公司  | 上海华诺医药科技有限公司  |
| 28665 | 生物活性玻璃创面凝胶敷料         | 2ml                   | 2.0g                  | 上海诺帮生物科技有限公司  | 上海诺帮生物科技有限公司  |
| 28667 | 一次性使用无菌阴道扩张器         | 大                     | 光源型                   | 河北康惠医疗器械有限公司  | 河北康惠医疗器械有限公司  |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格                  | 产品型号   | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|
| 28670 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中                     | 光源型    | 河北康惠医疗器械有限公司   | 河北康惠医疗器械有限公司   |
| 28671 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 小                     | 光源型    | 河北康惠医疗器械有限公司   | 河北康惠医疗器械有限公司   |
| 28684 | 可吸收性外科缝线     | 3/0 26mm 反角针 3/8 90cm | VC263L | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 28690 | 可吸收性外科缝线     | 2/0 37mm 反角针 1/2 90cm | VC372L | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 28692 | 可吸收性外科缝线     | 5/0 13mm 圆针 1/2 75cm  | VT135  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 28697 | 可吸收性外科缝线     | 6/0 13mm 圆针 1/2 75cm  | VT136  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 28699 | 可吸收性外科缝线     | 4/0 17mm 圆针 1/2 75cm  | VT174  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 28702 | 可吸收性外科缝线     | 3/0 20mm 圆针 1/2 75cm  | VT203  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 28708 | 一次性使用麻醉呼吸回路  | 成人                    | 普通型    | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28709 | 一次性使用麻醉呼吸回路  | 成人                    | 加强筋型   | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28713 | 一次性使用麻醉呼吸回路  | 成人                    | 可伸缩型   | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28715 | 一次性使用麻醉呼吸回路  | 成人                    | 普通积水杯型 | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                 | 产品规格         | 产品型号      | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| 28716 | 一次性使用麻醉呼吸回路          | 成人           | 加强筋积水杯型   | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28717 | 一次性使用麻醉呼吸回路          | 小儿           | 普通型       | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28719 | 一次性使用麻醉呼吸回路          | 小儿           | 加强筋型      | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28721 | 一次性使用麻醉呼吸回路          | 小儿           | 可伸缩型      | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28722 | 一次性使用麻醉呼吸回路          | 小儿           | 普通积水杯型    | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28727 | 普林特牌压力蒸汽灭菌化学指示标签（中号） | 800片/卷，24卷/箱 | ETTT7035  | 上海华诺医药科技有限公司   | 上海华诺医药科技有限公司   |
| 28732 | 普林特牌压力蒸汽灭菌化学指示标签（大号） | 500片/卷，18卷/箱 | ETTT10256 | 上海华诺医药科技有限公司   | 上海华诺医药科技有限公司   |
| 28751 | 一次性使用麻醉呼吸回路          | 小儿           | 加强筋积水杯型   | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28758 | 一次性使用输氧面罩            | 大            | 普通型       | 河北康惠医疗器械有限公司   | 河北康惠医疗器械有限公司   |
| 28764 | 一次性使用输氧面罩            | 中            | 普通型       | 河北康惠医疗器械有限公司   | 河北康惠医疗器械有限公司   |
| 28765 | 一次性使用输氧面罩            | 小            | 普通型       | 河北康惠医疗器械有限公司   | 河北康惠医疗器械有限公司   |
| 28766 | 一次性使用输氧面罩            | 大            | 雾化A型      | 河北康惠医疗器械有限公司   | 河北康惠医疗器械有限公司   |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格                 | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|-----------|----------------------|--------|--------------|--------------|
| 28767 | 一次性使用输氧面罩 | 中                    | 雾化A型   | 河北康惠医疗器械有限公司 | 河北康惠医疗器械有限公司 |
| 28769 | 一次性使用输氧面罩 | 小                    | 雾化A型   | 河北康惠医疗器械有限公司 | 河北康惠医疗器械有限公司 |
| 28770 | 一次性使用输氧面罩 | 大                    | 雾化B型   | 河北康惠医疗器械有限公司 | 河北康惠医疗器械有限公司 |
| 28773 | 一次性使用输氧面罩 | 中                    | 雾化B型   | 河北康惠医疗器械有限公司 | 河北康惠医疗器械有限公司 |
| 28775 | 一次性使用输氧面罩 | 小                    | 雾化B型   | 河北康惠医疗器械有限公司 | 河北康惠医疗器械有限公司 |
| 28825 | 可吸收性外科缝线  | 4/0 20mm 圆针 1/2 75cm | VT204  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |
| 28828 | 可吸收性外科缝线  | 2/0 26mm 圆针 1/2 90cm | VT262L | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |
| 28830 | 可吸收性外科缝线  | 3/0 26mm 圆针 1/2 90cm | VT263L | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |
| 28831 | 可吸收性外科缝线  | 2/0 30mm 圆针 1/2 75cm | VT302  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |
| 28833 | 可吸收性外科缝线  | 0 37mm 圆针 1/2 75cm   | VT371L | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |
| 28835 | 可吸收性外科缝线  | 2/0 37mm 圆针 1/2 90cm | VT372L | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |
| 28837 | 可吸收性外科缝线  | 3/0 37mm 圆针 1/2 90cm | VT373L | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                   | 产品规格                                    | 产品型号 | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------------------|-----------------------------------------|------|----------------|----------------|
| 28838 | 拜格牌134℃压力蒸汽灭菌一次性B-D测试包 | 30包/箱                                   | 7563 | 上海华诺医药科技有限公司   | 上海华诺医药科技有限公司   |
| 28840 | 拜格牌压力蒸汽灭菌重复式B-D测试盒     | 30次/盒，30张BD纸，2包重复式纸包                    | 7561 | 上海华诺医药科技有限公司   | 上海华诺医药科技有限公司   |
| 28843 | 拜格牌压力蒸汽灭菌化学批量测试盒       | 300次/盒，300片6类指示卡，20卷重复纱布纸包，30页归档纸，1支记号笔 | 7542 | 上海华诺医药科技有限公司   | 上海华诺医药科技有限公司   |
| 28846 | 拜格牌压力蒸汽灭菌批量测试系统        | 250次+装置/包                               | 7578 | 上海华诺医药科技有限公司   | 上海华诺医药科技有限公司   |
| 28855 | 可吸收性外科缝线（商品名：奥派丝）      | 4-0                                     | 4-0  | 青岛耐丝克医材有限公司    | 青岛耐丝克医材有限公司    |
| 28893 | 气管切开插管                 | 2.5                                     | 普通型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28894 | 气管切开插管                 | 3                                       | 普通型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28896 | 气管切开插管                 | 3.5                                     | 普通型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28899 | 气管切开插管                 | 4                                       | 普通型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28900 | 气管切开插管                 | 4.5                                     | 普通型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28903 | 气管切开插管                 | 5                                       | 普通型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28906 | 气管切开插管                 | 5.5                                     | 普通型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号 | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------|------|------|----------------|----------------|
| 28908 | 气管切开插管 | 6    | 普通型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28910 | 气管切开插管 | 6.5  | 普通型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28913 | 气管切开插管 | 7    | 普通型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28914 | 气管切开插管 | 7.5  | 普通型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28916 | 气管切开插管 | 8    | 普通型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28919 | 气管切开插管 | 2.5  | 加强型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28920 | 气管切开插管 | 3    | 加强型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28921 | 气管切开插管 | 3.5  | 加强型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28922 | 气管切开插管 | 4    | 加强型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28923 | 气管切开插管 | 4.5  | 加强型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28925 | 气管切开插管 | 5    | 加强型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28926 | 气管切开插管 | 5.5  | 加强型  | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称              | 产品规格                                      | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-------------------|-------------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 28927 | 气管切开插管            | 6                                         | 加强型     | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28928 | 气管切开插管            | 6.5                                       | 加强型     | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28931 | 气管切开插管            | 7                                         | 加强型     | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28932 | 气管切开插管            | 7.5                                       | 加强型     | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28934 | 气管切开插管            | 8                                         | 加强型     | 河南强森微创医疗器械有限公司 | 河南强森微创医疗器械有限公司 |
| 28936 | 可吸收性外科缝线          | 1# 40mm 圆针 1/2 90cm                       | VT4001L | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 28938 | 可吸收性外科缝线          | 2# 40mm 圆针 1/2 90cm                       | VT4002L | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 28940 | 可吸收性外科缝线          | 0 40mm 圆针 1/2 90cm                        | VT401L  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 28942 | 可吸收性外科缝线（商品名：奥派丝） | 3-0                                       | 3-0     | 青岛耐丝克医材有限公司    | 青岛耐丝克医材有限公司    |
| 28944 | 可吸收性外科缝线          | 2/0 40mm 圆针 1/2 90cm                      | VT402L  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 28945 | 可吸收性外科缝线（商品名：奥派丝） | 2-0                                       | 2-0     | 青岛耐丝克医材有限公司    | 青岛耐丝克医材有限公司    |
| 28947 | 可吸收性外科缝线          | 0+3/0 37mm+24mm 圆针、反角针 1/2, 3/8 90cm+50cm | VT1C3   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |



| 流水号   | 产品名称              | 产品规格                                        | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|-------------------|---------------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 28949 | 可吸收性外科缝线          | 2/0+4/0 37mm+19mm 圆针、反角针 1/2, 3/8 90cm+50cm | VT2C4  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |
| 28950 | 可吸收性外科缝线          | 2/0 37mm 圆针、反角针 1/2 150cm                   | VTC372 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |
| 28955 | 一次性使用输氧面罩         | 大                                           | 可调A型   | 河北康惠医疗器械有限公司 | 河北康惠医疗器械有限公司 |
| 28956 | 一次性使用输氧面罩         | 中                                           | 可调A型   | 河北康惠医疗器械有限公司 | 河北康惠医疗器械有限公司 |
| 28958 | 一次性使用输氧面罩         | 小                                           | 可调A型   | 河北康惠医疗器械有限公司 | 河北康惠医疗器械有限公司 |
| 28959 | 一次性使用输氧面罩         | 大                                           | 可调B型   | 河北康惠医疗器械有限公司 | 河北康惠医疗器械有限公司 |
| 28961 | 一次性使用输氧面罩         | 中                                           | 可调B型   | 河北康惠医疗器械有限公司 | 河北康惠医疗器械有限公司 |
| 28962 | 一次性使用输氧面罩         | 小                                           | 可调B型   | 河北康惠医疗器械有限公司 | 河北康惠医疗器械有限公司 |
| 29013 | 可吸收性外科缝线（商品名：奥派丝） | 0                                           | 0      | 青岛耐丝克医材有限公司  | 青岛耐丝克医材有限公司  |
| 29016 | 可吸收性外科缝线（商品名：奥派丝） | 1                                           | 1      | 青岛耐丝克医材有限公司  | 青岛耐丝克医材有限公司  |
| 29073 | 带非吸收性外科缝线缝合针      | 5/0 12mm 反角针 3/8 75cm                       | NC125L | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |
| 29074 | 带非吸收性外科缝线缝合针      | 6/0 12mm 反角针 3/8 75cm                       | NC126L | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |

| 流水号   | 产品名称              | 产品规格                         | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|-------------------|------------------------------|--------|--------------|--------------|
| 29075 | 带非吸收性外科缝线缝合针      | 7/0 12mm 反角针 3/8 75cm        | NC127L | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |
| 29077 | 带非吸收性外科缝线缝合针      | 4/0 16mm 反角针 3/8 75cm        | NC164  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |
| 29078 | 带非吸收性外科缝线缝合针      | 5/0 16mm 反角针 3/8 75cm        | NC165  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |
| 29079 | 带非吸收性外科缝线缝合针      | 6/0 16mm 反角针3/8 75cm         | NC166  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |
| 29080 | 带非吸收性外科缝线缝合针      | 3/0 19mm 反角针 3/8 75cm        | NC193L | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |
| 29081 | 带非吸收性外科缝线缝合针      | 4/0 19mm 反角针 3/8 75cm        | NC194L | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |
| 29085 | 带非吸收性外科缝线缝合针      | 5/0 12mm 圆针 3/8 45cm         | NT125  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |
| 29166 | 拜格牌压力蒸汽灭菌重复式生物测试盒 | 18支+重复用纸/盒，18支生物指示剂+1包重复纸包/盒 | 74991  | 上海华诺医药科技有限公司 | 上海华诺医药科技有限公司 |
| 29185 | 带非吸收性外科缝线缝合针      | 4/0 16mm 圆针 3/8 75cm         | NT164  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |
| 29187 | 带非吸收性外科缝线缝合针      | 3/0 20mm 圆针 1/2 75cm         | NT203  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |
| 29189 | 带非吸收性外科缝线缝合针      | 2# 40mm 圆针 1/2 75cm          | ET4002 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司 |
| 29218 | 斯坦泰克牌压力蒸汽灭菌化学指示胶带 | 48卷/箱                        | CI159  | 上海华诺医药科技有限公司 | 上海华诺医药科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称             | 产品规格                  | 产品型号   | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------------|-----------------------|--------|----------------|----------------|
| 29221 | 华诺康牌压力蒸汽灭菌封包胶带   | 48卷/箱                 | S166   | 上海华诺医药科技有限公司   | 上海华诺医药科技有限公司   |
| 29224 | 华诺康牌压力蒸汽灭菌蓝色封包胶带 | 48卷/箱                 | S168   | 上海华诺医药科技有限公司   | 上海华诺医药科技有限公司   |
| 29249 | 检查手套             | 7#                    | 有粉     | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 |
| 29251 | 检查手套             | 7#                    | 无粉     | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 |
| 29254 | 检查手套             | 7.5#                  | 有粉     | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 |
| 29256 | 检查手套             | 7.5#                  | 无粉     | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 |
| 29257 | 检查手套             | 6.5#                  | 有粉     | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 |
| 29258 | 检查手套             | 6.5#                  | 无粉     | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 |
| 29259 | 检查手套             | 7#                    | 有粉     | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 |
| 29260 | 连续硬膜外麻醉套件        | 16G                   | 16G    | 成都尚古医疗器械有限公司   | 成都尚古医疗器械有限公司   |
| 29261 | 带非吸收性外科缝线缝合针     | 4/0 13mm 双圆针 1/2 75cm | ET134D | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 29262 | 连续硬膜外麻醉套件        | 17G                   | 17G    | 成都尚古医疗器械有限公司   | 成都尚古医疗器械有限公司   |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格                                                 | 产品型号        | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------------|------------------------------------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 29263 | 检查手套         | 7#                                                   | 无粉          | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 |
| 29264 | 连续硬膜外麻醉套件    | 18G                                                  | 18G         | 成都尚古医疗器械有限公司   | 成都尚古医疗器械有限公司   |
| 29265 | 带非吸收性外科缝线缝合针 | 3/0 20mm 双圆针 1/2 90cm                                | ET203D      | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 29267 | 检查手套         | 7.5#                                                 | 有粉          | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 |
| 29268 | 带非吸收性外科缝线缝合针 | 2/0 26mm 双圆针 1/2 90cm                                | ET262D      | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 29269 | 检查手套         | 7.5#                                                 | 无粉          | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 | 佛山市威尔康乳胶制品有限公司 |
| 29336 | 带非吸收性外科缝线缝合针 | 4# 28mm 双圆针 1/2 60cm                                 | QJN#0-M604  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 29337 | 带非吸收性外科缝线缝合针 | 1# 15mm 双圆针 1/2 60cm                                 | JFJN#0-M601 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 29339 | 带非吸收性外科缝线缝合针 | 4# 18mm 双圆针 1/2 60cm                                 | JFJN#1-M604 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 29340 | 带非吸收性外科缝线缝合针 | 4# 21mm 双圆针 1/2 60cm                                 | JFJN#2-M604 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 29341 | 带非吸收性外科缝线缝合针 | 4# 24mm 双圆针 1/2 60cm                                 | JFJN#3-M604 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 29472 | 胃肠营养管        | 12FR*43" 外径4mm 长度109cm<br>蓝色 导丝直径0.36mm导丝长度<br>109cm | 20-9432     | 广州市普强医疗器械有限公司  | 广州市普强医疗器械有限公司  |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格                                               | 产品型号        | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|----------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| 29490 | 胃肠营养管      | 10FR*55” 外径3.5mm 长度140cm<br>棕色 导丝直径0.5mm 导丝长度140cm | 20-9551     | 广州市普强医疗器械有限公司 | 广州市普强医疗器械有限公司 |
| 29550 | 胃肠营养管      | 8FR*36” 外径2.7mm 长度91cm<br>粉色 导丝直径0.36mm 导丝长度91cm   | 20-9368     | 广州市普强医疗器械有限公司 | 广州市普强医疗器械有限公司 |
| 29551 | 胃肠营养管      | 6FR*22” 外径2mm 长度56cm<br>黄色 导丝直径0.36mm 导丝长度91cm     | 20-9226     | 广州市普强医疗器械有限公司 | 广州市普强医疗器械有限公司 |
| 29552 | 胃肠营养管      | 12FR*43” 外径4mm 长度109cm<br>蓝色 不带导丝                  | 20-1432     | 广州市普强医疗器械有限公司 | 广州市普强医疗器械有限公司 |
| 29604 | 一次性使用光学窥喉镜 | 成人                                                 | 成人大号AC-011  | 珠海博导医疗器械有限公司  | 珠海博导医疗器械有限公司  |
| 29684 | 一次性使用光学窥喉镜 | 成人                                                 | 成人小号AC-021  | 珠海博导医疗器械有限公司  | 珠海博导医疗器械有限公司  |
| 29688 | 一次性使用光学窥喉镜 | 成人                                                 | 成人型AC-061   | 珠海博导医疗器械有限公司  | 珠海博导医疗器械有限公司  |
| 29690 | 一次性使用光学窥喉镜 | 成人                                                 | 成人双腔型AC-071 | 珠海博导医疗器械有限公司  | 珠海博导医疗器械有限公司  |
| 29730 | 一次性使用光学窥喉镜 | 儿童                                                 | 儿童型AC-031   | 珠海博导医疗器械有限公司  | 珠海博导医疗器械有限公司  |
| 29916 | 动脉止血材料     | 2cm×3cm                                            | JK-XD-004   | 海南建科药业有限公司    | 海南建科药业有限公司    |
| 29919 | 动脉止血材料     | 3cm×3cm                                            | JK-XD-007   | 海南建科药业有限公司    | 海南建科药业有限公司    |
| 30019 | 非吸收自封外科缝线  | 2-0                                                | JK-XF-001   | 海南建科药业有限公司    | 海南建科药业有限公司    |

| 流水号   | 产品名称                | 产品规格                   | 产品型号                             | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------------|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 30021 | 非吸收自封外科缝线           | 0                      | JK-XF-002                        | 海南建科药业有限公司     | 海南建科药业有限公司     |
| 30022 | 带非吸收性外科缝线缝合针        | 4# 28mm 双圆针 1/2 60cm   | JFJN#4-M604                      | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 30023 | 带非吸收性外科缝线缝合针        | 4# 32mm 双圆针 1/2 60cm   | JFJN#1-M604                      | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 30024 | 非吸收自封外科缝线           | 1                      | JK-XF-003                        | 海南建科药业有限公司     | 海南建科药业有限公司     |
| 30026 | 带非吸收性外科缝线缝合针        | 4# 32mm 双圆针 1/2 60cm   | JFJN#5-M604                      | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 30028 | 非吸收自封外科缝线           | 2                      | JK-XF-004                        | 海南建科药业有限公司     | 海南建科药业有限公司     |
| 30029 | 带非吸收性外科缝线缝合针        | 4# 36mm 双圆针 1/2 60cm   | JFJN#6-M604                      | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 30030 | 带非吸收性外科缝线缝合针        | 7# 40mm 双圆针 1/2 60cm   | JFJN#7-M607                      | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 30032 | 带非吸收性外科缝线缝合针        | 7# 45mm 双圆针 1/2 60cm   | JFJN#8-M607                      | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 30040 | 一次性使用无菌供氧管（商品名：鼻氧管） | 双孔                     | I型                               | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |
| 30042 | 一次性使用真空采血管          | 2ml                    | 2ml, EDTA. K2 (GAS)<br>12.5*75mm | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 30044 | 带非吸收性外科缝线缝合针        | 3/0 15mm 双反角针 1/2 60cm | JFN#0-M6003                      | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格                   | 产品型号        | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------------|------------------------|-------------|----------------|----------------|
| 30045 | 带非吸收性外科缝线缝合针 | 3/0 18mm 双反角针 1/2 60cm | JFN#1-M6003 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 30046 | 带非吸收性外科缝线缝合针 | 1# 21mm 双反角针 1/2 60cm  | JFN#2-M601  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 30047 | 带非吸收性外科缝线缝合针 | 4# 24mm 双反角针 1/2 60cm  | JFN#3-M604  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 30048 | 带非吸收性外科缝线缝合针 | 4# 28mm 双反角针 1/2 60cm  | JFN#4-M604  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 30049 | 带非吸收性外科缝线缝合针 | 4# 32mm 双反角针 1/2 60cm  | JFN#5-M604  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 30050 | 双反角针         | 1# 36mm 双反角针 1/2 60cm  | JFN#6-M601  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 30052 | 带非吸收性外科缝线缝合针 | 1# 21mm 双圆针 3/8 60cm   | JBFN#0-M601 | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 30054 | 一次性使用呼吸回路    | 成人                     | H0-H01      | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |
| 30066 | 一次性使用呼吸回路    | 成人                     | H0-H02      | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |
| 30067 | 一次性使用呼吸回路    | 儿童                     | H0-H03      | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |
| 30069 | 一次性使用呼吸回路    | 儿童                     | H0-H04      | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |
| 30074 | 一次性使用麻醉回路    | 成人                     | H0-M01      | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格  | 产品型号   | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------------|-------|--------|----------------|----------------|
| 30076 | 一次性使用麻醉回路    | 成人    | H0-M02 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |
| 30079 | 一次性使用麻醉回路    | 成人    | H0-M03 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |
| 30080 | 一次性使用麻醉回路    | 成人    | H0-M04 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |
| 30083 | 一次性使用麻醉回路    | 儿童    | H0-M05 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |
| 30085 | 一次性使用麻醉回路    | 儿童    | H0-M06 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |
| 30086 | 一次性使用麻醉回路    | 儿童    | H0-M07 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |
| 30089 | 一次性使用麻醉回路    | 儿童    | H0-M08 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |
| 30100 | 一次性使用无菌注射器带针 | 1ml   |        | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |
| 30102 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2.5ml |        | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |
| 30105 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml   |        | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |
| 30106 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml  |        | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |
| 30109 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml  |        | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |



| 流水号   | 产品名称                | 产品规格                                                       | 产品型号                          | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 30110 | 一次性使用无菌注射器带针        | 30ml                                                       |                               | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |
| 30111 | 一次性使用无菌注射器带针        | 50ml                                                       |                               | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 | 广东海鸥医疗器械股份有限公司 |
| 30125 | 一次性使用真空采血管          | 2ml                                                        | 1.8ml, 血凝管 (GAS)<br>12.5*75mm | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 30130 | 一次性使用真空抽血管          | 1ml                                                        | 血常规 (EDTAK2)                  | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 30131 | 一次性使用真空抽血管          | 1ml                                                        | 促凝 (ZL)                       | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 30133 | 一次性使用真空抽血管          | 1ml                                                        | 无抗凝 (Z)                       | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 30143 | 带非吸收性外科缝线缝合针        | 1# 21mm 双反角针 3/8 60cm                                      | JBN#0-M601                    | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 30145 | 带非吸收性外科缝线缝合针        | 4# 28mm 双反角针 3/8 60cm                                      | JBN#2-M604                    | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 30146 | 带非吸收性外科缝线缝合针        | 1# 32mm 双反角针 3/8 60cm                                      | JBN#3-M601                    | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 30184 | 带非吸收性外科缝线缝合针        | 1# 36mm 双反角针 3/8 60cm                                      | JBN#4-M601                    | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司   |
| 30220 | 胃肠营养管 (内含带导丝发射头的导丝) | 10FR 36" 营养管外径3.5mm 营养管长度91cm 导丝长度259cm 导丝直径0.354cm 发射头直径  | 20-9361TRAK2                  | 广州市普强医疗器械有限公司  | 广州市普强医疗器械有限公司  |
| 30224 | 胃肠营养管 (内含带导丝发射头的导丝) | 10FR 43" 营养管外径3.5mm 营养管长度109cm 导丝长度259cm 导丝直径0.354cm 发射头直径 | 20-9431TRAK2                  | 广州市普强医疗器械有限公司  | 广州市普强医疗器械有限公司  |

| 流水号   | 产品名称               | 产品规格                                                       | 产品型号         | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 30227 | 胃肠营养管（内含带导丝发射头的导丝） | 10FR 55" 营养管外径3.5mm 营养管长度140cm 导丝长度259cm 导丝直径0.354cm 发射头直径 | 20-9551TRAK2 | 广州市普强医疗器械有限公司 | 广州市普强医疗器械有限公司 |
| 30228 | 一次性使用真空抽血管         | 1ml                                                        | 肝素钠（NH）      | 湖北金杏科技发展有限公司  | 湖北金杏科技发展有限公司  |
| 30229 | 胃肠营养管（内含带导丝发射头的导丝） | 12FR 43" 营养管外径4mm 营养管长度109cm 导丝长度259cm 导丝直径0.354cm 发射头直径   | 20-9432TRAK2 | 广州市普强医疗器械有限公司 | 广州市普强医疗器械有限公司 |
| 30231 | 胃肠营养管（内含带导丝发射头的导丝） | 8FR 36" 营养管外径2.7mm 营养管长度91cm 导丝长度259cm 导丝直径0.354cm 发射头直径   | 20-9368TRAK2 | 广州市普强医疗器械有限公司 | 广州市普强医疗器械有限公司 |
| 30234 | 胃肠营养管（内含带导丝发射头的导丝） | 8FR 43" 营养管外径2.7mm 营养管长度109cm 导丝长度259cm 导丝直径0.354cm 发射头直径  | 20-9438TRAK2 | 广州市普强医疗器械有限公司 | 广州市普强医疗器械有限公司 |
| 30235 | 胃肠营养管（内含带导丝发射头的导丝） | 8FR 55" 营养管外径2.7mm 营养管长度140cm 导丝长度259cm 导丝直径0.354cm 发射头直径  | 20-9558TRAK2 | 广州市普强医疗器械有限公司 | 广州市普强医疗器械有限公司 |
| 30271 | 带非吸收性外科缝线缝合针       | 7# 45mm 双反角针 1/2 60cm                                      | JFN#8-M607   | 北京佳合瑞仪商贸有限公司  | 北京佳合瑞仪商贸有限公司  |
| 30339 | 电极式血糖试纸            | 25片/瓶                                                      | BG01型        | 桂林乐尔医疗器械有限公司  | 桂林乐尔医疗器械有限公司  |
| 30340 | 电极式血糖试纸            | 50片/盒                                                      | BG01型        | 桂林乐尔医疗器械有限公司  | 桂林乐尔医疗器械有限公司  |
| 30490 | 电极式血糖试纸            | 25片/瓶                                                      | B1型          | 桂林中辉科技发展有限公司  | 桂林中辉科技发展有限公司  |
| 30493 | 电极式血糖试纸            | 50片/盒                                                      | B1型          | 桂林中辉科技发展有限公司  | 桂林中辉科技发展有限公司  |
| 30496 | 电极式血糖试纸            | 25片/瓶                                                      | B3型          | 桂林中辉科技发展有限公司  | 桂林中辉科技发展有限公司  |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格      | 产品型号              | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|--------------|-----------|-------------------|---------------|---------------|
| 30498 | 电极式血糖试纸      | 50片/盒     | B3型               | 桂林中辉科技发展有限公司  | 桂林中辉科技发展有限公司  |
| 30596 | 一次性使用套管穿刺器   | HTH       | HTH               | 常州市环康医疗器械有限公司 | 常州市环康医疗器械有限公司 |
| 30597 | 一次性使用无菌注射器带针 | 1ml       | 0.4*13            | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 30611 | 电子止吐仪        | 1个/盒      | F-03（控制盒）         | 昆明法罗适科技有限公司   | 昆明法罗适科技有限公司   |
| 30612 | 电子止吐仪        | 1套/袋      | F-03（耗材）          | 昆明法罗适科技有限公司   | 昆明法罗适科技有限公司   |
| 30614 | 电子止吐仪        | 1台/盒      | F-02              | 昆明法罗适科技有限公司   | 昆明法罗适科技有限公司   |
| 30616 | 一次性使用输注泵     | 自控型100ml  | CBI+PCA100ml2ml/h | 镇江康利医疗器械有限公司  | 镇江康利医疗器械有限公司  |
| 30618 | 一次性使用套管穿刺器   | HTI       | HTI               | 常州市环康医疗器械有限公司 | 常州市环康医疗器械有限公司 |
| 30628 | 一次性使用无菌注射器带针 | 1ml       | 1ml               | 镇江康利医疗器械有限公司  | 镇江康利医疗器械有限公司  |
| 30629 | 可吸收缝线        | 单针，线长70cm | PDTR038           | 广州市慧通医疗器械有限公司 | 广州市慧通医疗器械有限公司 |
| 30630 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2ml       | 2ml               | 镇江康利医疗器械有限公司  | 镇江康利医疗器械有限公司  |
| 30652 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml       | 5ml               | 镇江康利医疗器械有限公司  | 镇江康利医疗器械有限公司  |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格      | 产品型号    | 生产企业             | 挂网企业             |
|-------|--------------|-----------|---------|------------------|------------------|
| 30655 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml      | 10ml    | 镇江康利医疗器械有限公司     | 镇江康利医疗器械有限公司     |
| 30657 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml      | 20ml    | 镇江康利医疗器械有限公司     | 镇江康利医疗器械有限公司     |
| 30661 | 一次性使用无菌注射器带针 | 50ml      | 50ml    | 镇江康利医疗器械有限公司     | 镇江康利医疗器械有限公司     |
| 30662 | 一次性使用无菌注射器带针 | 1ml       | 0.45*16 | 江苏吉春医用器材有限公司     | 江苏吉春医用器材有限公司     |
| 30663 | 一次性使用无菌注射器带针 | 30ml      | 30ml    | 镇江康利医疗器械有限公司     | 镇江康利医疗器械有限公司     |
| 30680 | 一次性使用橡胶检查手套  | 6.5#      | 有粉光面    | 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司 | 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司 |
| 30681 | 一次性使用橡胶检查手套  | 7#        | 有粉光面    | 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司 | 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司 |
| 30682 | 一次性使用橡胶检查手套  | 7.5#      | 有粉光面    | 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司 | 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司 |
| 30683 | 一次性使用无菌注射器带针 | 1ml       | 0.5*20  | 江苏吉春医用器材有限公司     | 江苏吉春医用器材有限公司     |
| 30697 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2ml       | 0.5*20  | 江苏吉春医用器材有限公司     | 江苏吉春医用器材有限公司     |
| 30698 | 医用纱布敷料       | 6cm×8cm×8 | 医用纱布块A型 | 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司 | 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司 |
| 30699 | 医用纱布敷料       | 8cm×8cm×8 | 医用纱布块A型 | 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司 | 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格       | 产品型号    | 生产企业             | 挂网企业             |
|-------|--------------|------------|---------|------------------|------------------|
| 30700 | 医用纱布敷料       | 8cm×10cm×8 | 医用纱布块A型 | 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司 | 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司 |
| 30702 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2ml        | 0.5*38  | 江苏吉春医用器材有限公司     | 江苏吉春医用器材有限公司     |
| 30707 | 医用透气胶带       | 1.25×910cm | 1530C-1 | 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司 | 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司 |
| 30708 | 医用棉签         | 10cm       | 10cm    | 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司 | 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司 |
| 30709 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2ml        | 0.55*20 | 江苏吉春医用器材有限公司     | 江苏吉春医用器材有限公司     |
| 30714 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2ml        | 0.6*25  | 江苏吉春医用器材有限公司     | 江苏吉春医用器材有限公司     |
| 30730 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2.5ml      | 0.5*20  | 江苏吉春医用器材有限公司     | 江苏吉春医用器材有限公司     |
| 30743 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2.5ml      | 0.5*38  | 江苏吉春医用器材有限公司     | 江苏吉春医用器材有限公司     |
| 30748 | 可吸收缝线        | 单针，线长70cm  | PDRC028 | 广州市慧通医疗器械有限公司    | 广州市慧通医疗器械有限公司    |
| 30756 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2.5ml      | 0.55*20 | 江苏吉春医用器材有限公司     | 江苏吉春医用器材有限公司     |
| 30772 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2.5ml      | 0.6*25  | 江苏吉春医用器材有限公司     | 江苏吉春医用器材有限公司     |
| 30774 | 一次性使用无菌注射器带针 | 3ml        | 0.5*20  | 江苏吉春医用器材有限公司     | 江苏吉春医用器材有限公司     |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格      | 产品型号    | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|--------------|-----------|---------|---------------|---------------|
| 30779 | 一次性使用套管穿刺器   | HTJ       | HTJ     | 常州市环康医疗器械有限公司 | 常州市环康医疗器械有限公司 |
| 30780 | 一次性使用无菌注射器带针 | 3ml       | 0.5*38  | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 30781 | 一次性使用套管穿刺器   | HIK       | HIK     | 常州市环康医疗器械有限公司 | 常州市环康医疗器械有限公司 |
| 30788 | 一次性使用无菌注射器带针 | 3ml       | 0.55*20 | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 30789 | 一次性使用无菌注射器带针 | 3ml       | 0.6*25  | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 30796 | 可吸收缝线        | 单针，线长70cm | PDTR040 | 广州市慧通医疗器械有限公司 | 广州市慧通医疗器械有限公司 |
| 30797 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml       | 0.5*38  | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 30807 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml       | 0.55*20 | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 30818 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml       | 0.6*25  | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 30826 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml       | 0.7*30  | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 30827 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml       | 0.7*38  | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 30828 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml       | 0.8*38  | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格 | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|--------------|------|--------|--------------|--------------|
| 30830 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | 0.7*30 | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |
| 30833 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | 0.7*38 | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |
| 30837 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | 0.8*38 | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |
| 30842 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | 0.9*38 | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |
| 30843 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | 1.1*30 | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |
| 30844 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | 1.2*30 | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |
| 30846 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml | 0.8*38 | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |
| 30851 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml | 0.9*38 | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |
| 30853 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml | 1.1*30 | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |
| 30861 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml | 1.2*30 | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |
| 30869 | 一次性使用无菌注射器带针 | 30ml | 0.8*38 | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |
| 30877 | 一次性使用无菌注射器带针 | 30ml | 0.9*38 | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格  | 产品型号      | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|---------------|-------|-----------|---------------|---------------|
| 30905 | 一次性使用鼻氧管      | 双孔    | 双鼻式       | 常州市环康医疗器械有限公司 | 常州市环康医疗器械有限公司 |
| 30914 | 一次性导尿包        | A型    | A型        | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 30915 | 一次性使用无菌阴道扩张器  | 中     | 调节式       | 常州市环康医疗器械有限公司 | 常州市环康医疗器械有限公司 |
| 30918 | 一次性使用无菌阴道扩张器  | 中     | 推拉式       | 常州市环康医疗器械有限公司 | 常州市环康医疗器械有限公司 |
| 30921 | 一次性使用无菌阴道扩张器  | 中     | 钩扣式       | 常州市环康医疗器械有限公司 | 常州市环康医疗器械有限公司 |
| 30924 | 一次性使用鼻氧管      | 单头    | 单鼻式成人     | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 30925 | 一次性使用鼻氧管      | 双孔    | 双鼻式成人     | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 30928 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 6. 5# | 小号(S)     | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 30930 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7. 5# | 中号(M)     | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 30934 | 一次性使用输氧面罩     | 大     | 成人型大号(L)  | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 30935 | 一次性使用输氧面罩     | 中     | 儿童型中号(M)  | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 30937 | 一次性使用输氧面罩     | 小     | 新生儿型小号(S) | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |



| 流水号   | 产品名称        | 产品规格   | 产品型号                  | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------------|--------|-----------------------|---------------|---------------|
| 30939 | 一次性使用可控式吸痰管 | 8F     | P型8F                  | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 30941 | 一次性使用可控式吸痰管 | 10F    | P型10F                 | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 30942 | 一次性使用可控式吸痰管 | 12F    | P型12F                 | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 30943 | 一次性使用可控式吸痰管 | 14F    | P型14F                 | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 30944 | 一次性使用可控式吸痰管 | 16F    | P型16F                 | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 30945 | 一次性使用可控式吸痰管 | 18F    | P型18F                 | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 30946 | 一次性使用口腔护理包  | AKQ-1  | AKQ-1                 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 30948 | 一次性使用清创包    | AQQ-1  | AQQ-1                 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 30949 | 一次性使用产包     | ACQ-22 | ACQ-22                | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 30950 | 一次性使用手术包    | ASQ-22 | ASQ-22                | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 30951 | 真空采血管       | 2ml    | 蓝色、血凝管<br>12.5mm*75mm | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 30952 | 一次性使用手术包    | ASQ-3  | ASQ-3                 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格          | 产品型号                   | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|--------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|
| 30953 | 真空采血管        | 5ml           | 橙色、促凝管<br>12.5mm*100mm | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 30954 | 一次性使用无菌注射器带针 | 30ml          | 1.1*30                 | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 30955 | 真空采血管        | 2ml           | 蓝色、血凝管<br>12.5mm*75mm  | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 30956 | 真空采血管        | 5ml           | 橙色、促凝管<br>12.5mm*100mm | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 30957 | 一次性使用无菌注射器带针 | 30ml          | 1.2*30                 | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 30958 | 一次性使用产包      | ACQ-20        | ACQ-20                 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 30959 | 一次性使用无菌注射器带针 | 50ml          | 0.8*38                 | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 30961 | 一次性使用无菌注射器带针 | 50ml          | 0.9*38                 | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 30963 | 注射笔用针头       | 31G×8MM       | 31G×8MM                | 青岛恒义佳医疗器械有限公司 | 青岛恒义佳医疗器械有限公司 |
| 30966 | 注射笔用针头       | 31G×6MM       | 31G×6MM                | 青岛恒义佳医疗器械有限公司 | 青岛恒义佳医疗器械有限公司 |
| 30967 | 注射笔用针头       | 32G×4MM       | 32G×4MM                | 青岛恒义佳医疗器械有限公司 | 青岛恒义佳医疗器械有限公司 |
| 30970 | 一次使用手术垫单     | 80cm×120cm无纺布 | /                      | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格           | 产品型号                  | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|--------------|----------------|-----------------------|---------------|---------------|
| 30972 | 注射笔用针头       | 31G×5MM双舱      | 31G×5MM双舱             | 青岛恒义佳医疗器械有限公司 | 青岛恒义佳医疗器械有限公司 |
| 30973 | 一次性导尿包       | B型             | B型                    | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 30974 | 一次性使用采血器     | 28G            | Comfort               | 青岛恒义佳医疗器械有限公司 | 青岛恒义佳医疗器械有限公司 |
| 30977 | 一次性使用采血器     | 23G            | Normal                | 青岛恒义佳医疗器械有限公司 | 青岛恒义佳医疗器械有限公司 |
| 30978 | 一次使用手术垫单     | 80cm×120cmPE膜  | /                     | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 30979 | 一次性使用采血器     | 21G            | Extra                 | 青岛恒义佳医疗器械有限公司 | 青岛恒义佳医疗器械有限公司 |
| 30981 | 一次性使用采血器     | 18G            | Neonatal & Laboratory | 青岛恒义佳医疗器械有限公司 | 青岛恒义佳医疗器械有限公司 |
| 30985 | 一次使用手术垫单     | 130cm×220cmPE膜 | /                     | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 30986 | 一次性使用无菌注射器带针 | 50ml           | 1.1*30                | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 30988 | 一次使用手术垫单     | 130cm×220cm无纺布 | /                     | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 30990 | 医用高分子绷带      | 7.5cm×360cm    | NCF003                | 山东西纽生物科技有限公司  | 山东西纽生物科技有限公司  |
| 30992 | 医用高分子绷带      | 10cm×360cm     | NCF004                | 山东西纽生物科技有限公司  | 山东西纽生物科技有限公司  |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格         | 产品型号   | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|--------------|--------------|--------|---------------|---------------|
| 30994 | 医用高分子绷带      | 12.5cm×360cm | NCF005 | 山东西纽生物科技有限公司  | 山东西纽生物科技有限公司  |
| 30996 | 医用高分子夹板      | 7.5cm×30cm   | NSF312 | 山东西纽生物科技有限公司  | 山东西纽生物科技有限公司  |
| 30997 | 一次性使用无菌注射器带针 | 50ml         | 1.2*30 | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 30999 | 医用高分子夹板      | 7.5cm×90cm   | NSF335 | 山东西纽生物科技有限公司  | 山东西纽生物科技有限公司  |
| 31001 | 一次性口腔包       | 常规           | 常规     | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31003 | 医用高分子夹板      | 10cm×40cm    | NSF415 | 山东西纽生物科技有限公司  | 山东西纽生物科技有限公司  |
| 31004 | 医用高分子夹板      | 10cm×50cm    | NSF420 | 山东西纽生物科技有限公司  | 山东西纽生物科技有限公司  |
| 31006 | 医用高分子夹板      | 10cm×76cm    | NSF430 | 山东西纽生物科技有限公司  | 山东西纽生物科技有限公司  |
| 31007 | 医用高分子夹板      | 12.5cm×76cm  | NSF530 | 山东西纽生物科技有限公司  | 山东西纽生物科技有限公司  |
| 31009 | 一次性无菌手术包     | A型           | A型     | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31010 | 一次性无菌手术包     | B型           | B型     | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31011 | 医用高分子夹板      | 12.5cm×115cm | NSF545 | 山东西纽生物科技有限公司  | 山东西纽生物科技有限公司  |

| 流水号   | 产品名称           | 产品规格           | 产品型号   | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|----------------|----------------|--------|---------------|---------------|
| 31013 | 医用高分子夹板        | 15cm×115cm     | NSF630 | 山东西纽生物科技有限公司  | 山东西纽生物科技有限公司  |
| 31014 | 医用高分子夹板        | 15cm×115cm     | NSF645 | 山东西纽生物科技有限公司  | 山东西纽生物科技有限公司  |
| 31016 | 一次性无菌产包        | A型             | A型     | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31017 | 一次性无菌产包        | B型             | B型     | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31037 | 一次性使用无菌导尿管（双腔） | Fr6            | Fr6    | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31039 | 一次性使用无菌导尿管（双腔） | Fr8            | Fr8    | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31042 | 一次性使用无菌导尿管（双腔） | Fr10           | Fr10、  | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31045 | 一次性使用无菌导尿管（双腔） | Fr12           | Fr12   | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31048 | 一次性使用无菌导尿管（双腔） | Fr14           | Fr14   | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31052 | 一次性使用无菌导尿管（双腔） | Fr16           | Fr16   | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31055 | 一次性使用无菌导尿管（双腔） | Fr18           | Fr18   | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31065 | 一次使用手术垫单       | 120cm×200cm无纺布 | /      | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称           | 产品规格         | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|----------------|--------------|------|---------------|---------------|
| 31066 | 一次性使用无菌导尿管（单腔） | Fr6          | Fr6  | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31067 | 一次性使用无菌导尿管（单腔） | Fr8          | Fr8  | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31068 | 一次性使用无菌导尿管（单腔） | Fr10         | Fr10 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31069 | 一次性使用无菌导尿管（单腔） | Fr12         | Fr12 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31070 | 一次性使用无菌导尿管（单腔） | Fr14         | Fr14 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31071 | 一次使用手术垫单       | 60cm×50cm    | /    | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31072 | 一次性使用无菌导尿管（单腔） | Fr16         | Fr16 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31074 | 一次性使用无菌导尿管（单腔） | Fr18         | Fr18 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31079 | 一次性使用手术衣       | 120×120cmPE膜 | /    | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31082 | 一次性使用手术衣       | 120×120cm无纺布 | /    | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31087 | 一次使用手术垫单       | 150×260cmPE膜 | /    | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31089 | 一次使用手术垫单       | 150×260cm无纺布 | /    | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称        | 产品规格            | 产品型号      | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------------|-----------------|-----------|---------------|---------------|
| 31092 | 灭菌脱脂纱布块     | 6cm×8cm×8       | 6cmX8cmX8 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31095 | 一次使用手术垫单    | 120×80cm        | /         | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31099 | 一次使用手术垫单    | 40×50cm         | /         | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31103 | 灭菌脱脂纱布块     | 6cm×8cm×8       | 6cmX8cmX8 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31107 | 一次使用手术垫单    | 40×60cm         | /         | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31110 | 一次使用手术垫单    | 50×60cm         | /         | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31112 | 一次性使用多功能引流管 | M10A(Φ10×360mm) | M10A      | 广东先来医疗器械有限公司  | 广东先来医疗器械有限公司  |
| 31114 | 一次使用手术垫单    | 90×225cm        | /         | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31117 | 灭菌脱脂纱布块     | 8cm×8cm×8       | 8cmX8cmX8 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31120 | 一次使用手术垫单    | 120×225cm       | /         | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31122 | 灭菌脱脂纱布块     | 8cm×8cm×8       | 8cmX8cmX8 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31128 | 一次使用手术垫单    | 25×45cm         | /         | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格          | 产品型号          | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 31129 | 灭菌脱脂纱布块    | 8cm×10cm×8    | 8cm×10cm×8    | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31131 | 灭菌脱脂纱布块    | 8cm×10cm×8    | 8cm×10cm×8    | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31132 | 一次使用手术垫单   | 40×45cm       | /             | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31133 | 一次使用手术垫单   | 45×45cm       |               | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31134 | 灭菌脱脂纱布块    | 40cm×50cm×8   | 40cm×50cm×8   | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31135 | 一次使用手术垫单   | 45×45cm       | /             | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31136 | 灭菌脱脂纱布块    | 40cm×30cm×8   | 40cm×30cm×8   | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31137 | 一次使用手术垫单   | 120×200cm     | /             | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31139 | 显影纱布块      | 40cm×50cm     | 40cm×50cm     | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31141 | 显影纱布块      | 40cm×40cm-4p  | 40cm×40cm-4p  | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31143 | 一次性使用医用口罩  | 耳挂17*9cm      | 耳挂17*9cm      | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31145 | 一次性使用无菌医用单 | 80cm×120cm无纺布 | 80cm×120cm无纺布 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |



| 流水号   | 产品名称         | 产品规格               | 产品型号           | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|--------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| 31147 | 一次性使用无菌医用单   | 80cm×120cmPE膜      | 80cm×120cmPE膜  | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31150 | 一次性使用无菌医用单   | 130cm×220cmPE膜     | 130cm×220cmPE膜 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31158 | 一次性使用无菌医用单   | 130cm×220cm无纺布     | 130cm×220cm无纺布 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31161 | 一次性使用医用口罩    | 绑带17*9cm           | 绑带17*9cm       | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31162 | 一次性使用无菌注射器带针 | 1ml                | 0.4*13         | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 31168 | 一次性使用多功能引流管  | M8A(Φ8×350mm)      | M8A            | 广东先来医疗器械有限公司  | 广东先来医疗器械有限公司  |
| 31172 | 一次性使用多功能引流管  | M6A(Φ6×320mm)      | M6A            | 广东先来医疗器械有限公司  | 广东先来医疗器械有限公司  |
| 31175 | 一次性使用多功能引流管  | M4A(Φ4±00.5×200mm) | M4A            | 广东先来医疗器械有限公司  | 广东先来医疗器械有限公司  |
| 31186 | 一次性使用无菌注射器带针 | 1ml                | 0.45*16        | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 31210 | 一次性使用无菌医用单   | 120cm×200cm无纺布     | 120cm×200cm无纺布 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31211 | 一次性使用无菌注射器带针 | 1ml                | 0.5*20         | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 31214 | 一次性使用医用外科口罩  | 长方形 一耳挂式           | 长方形一耳挂式        | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 31217 | 一次性使用医用外科口罩  | 长方形 一绑带式     | 长方形一绑带式      | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31218 | 一次性使用无菌治疗巾   | 60cm×50cm    | 60cm×50cm    | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31224 | 一次性使用手术帽     | SMS/L        | SMS/L        | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31229 | 一次性使用手术帽     | SMS/M        | SMS/M        | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31234 | 一次性使用手术帽     | 医生帽PP        | 医生帽PP        | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31235 | 医用纱布绷带       | 6cm×600cm    | 6cm×600cm    | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31243 | 医用纱布绷带       | 8cm×600cm    | 8cm×600cm    | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31244 | 一次性使用手术帽     | 医生帽（圆帽）      | 医生帽（圆帽）      | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31250 | 一次性使用手术帽     | 医生帽（圆帽）加厚    | 医生帽（圆帽）加厚    | 苏州市奥健医卫用品有限公司 | 苏州市奥健医卫用品有限公司 |
| 31252 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2ml          | 0.5*20       | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 31256 | 一次性使用无菌手术衣   | 120×120cmPE膜 | 120×120cmPE膜 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31258 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2ml          | 0.5*38       | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格              | 产品型号         | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|--------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|
| 31260 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2ml               | 0.55*20      | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 31261 | 一次性使用无菌手术衣   | 120×120cm无纺布      | 120×120cm无纺布 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31263 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2ml               | 0.6*25       | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 31284 | 一次性使用多功能引流管  | M10B(Φ10×360mm)   | M10B         | 广东先来医疗器械有限公司  | 广东先来医疗器械有限公司  |
| 31285 | 一次性使用多功能引流管  | M8B(Φ8×350mm)     | M8B          | 广东先来医疗器械有限公司  | 广东先来医疗器械有限公司  |
| 31286 | 一次性使用多功能引流管  | M6B(Φ6×320mm)     | M6B          | 广东先来医疗器械有限公司  | 广东先来医疗器械有限公司  |
| 31287 | 一次性使用多功能引流管  | M5B(Φ5×450mm)     | M5B          | 广东先来医疗器械有限公司  | 广东先来医疗器械有限公司  |
| 31288 | 一次性使用多功能引流管  | M4B(Φ4±0.5×200mm) | M4B          | 广东先来医疗器械有限公司  | 广东先来医疗器械有限公司  |
| 31289 | 一次性使用多功能引流管  | M10C(Φ10×360mm)   | M10C         | 广东先来医疗器械有限公司  | 广东先来医疗器械有限公司  |
| 31290 | 一次性使用多功能引流管  | M8C(Φ8×350mm)     | M8C          | 广东先来医疗器械有限公司  | 广东先来医疗器械有限公司  |
| 31291 | 一次性使用多功能引流管  | S16A(Φ16×400mm)   | S16A         | 广东先来医疗器械有限公司  | 广东先来医疗器械有限公司  |
| 31292 | 一次性使用多功能引流管  | S14A(Φ14×400mm)   | S14A         | 广东先来医疗器械有限公司  | 广东先来医疗器械有限公司  |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格            | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|--------------|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 31293 | 一次性使用多功能引流管  | S12A(Φ12×400mm) | S12A   | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31294 | 一次性使用多功能引流管  | S10A(Φ10×400mm) | S10A   | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31295 | 一次性使用多功能引流管  | S8A(Φ8×400mm)   | S8A    | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31297 | 一次性使用多功能引流管  | S6A(Φ6×400mm)   | S6A    | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31298 | 一次性使用多功能引流管  | S5A(Φ5×400mm)   | S5A    | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31299 | 一次性使用多功能引流管  | S4A(Φ4×400mm)   | S4A    | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31300 | 一次性使用多功能引流管  | S3A(Φ3×400mm)   | S3A    | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31302 | 一次性使用多功能引流管  | S16B(Φ16×400mm) | S16B   | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31303 | 一次性使用多功能引流管  | S14B(Φ14×400mm) | S14B   | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31304 | 一次性使用多功能引流管  | S12B(Φ12×400mm) | S12B   | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31305 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2.5ml           | 0.5*20 | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |
| 31306 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2.5ml           | 0.5*38 | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| 31309 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2. 5ml       | 0. 55*20     | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 31311 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2. 5ml       | 0. 6*25      | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 31329 | 一次性使用无菌剖腹单   | 150×260cmPE膜 | 150×260cmPE膜 | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31364 | 一次性使用无菌注射器带针 | 3ml          | 0. 5*20      | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 31375 | 一次性使用无菌注射器带针 | 3ml          | 0. 5*38      | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 31381 | 一次性使用无菌手术洞巾  | 40×50cm      | 40×50cm      | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31382 | 一次性使用无菌注射器带针 | 3ml          | 0. 55*20     | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 31383 | 一次性使用无菌手术洞巾  | 40×60cm      | 40×60cm      | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31385 | 一次性使用无菌注射器带针 | 3ml          | 0. 6*25      | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 31386 | 一次性使用无菌手术洞巾  | 50×60cm      | 50X60cm      | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31387 | 一次性床罩        | 90×225cm     | 90X225cm     | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31388 | 一次性床罩        | 120×225cm    | 120×225cm    | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|--------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 31389 | 医用护理垫        | 25×45cm   | 25×45cm   | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31391 | 医用护理垫        | 40×45cm   | 40×45cm   | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31392 | 医用护理垫        | 45×45cm   | 45×45cm   | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31393 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml       | 0.5*38    | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 31394 | 医用护理棉垫       | 45×45cm   | 45X45cm   | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31395 | 医用护理棉垫       | 120×200cm | 120X200cm | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31396 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml       | 0.55*20   | 江苏吉春医用器材有限公司  | 江苏吉春医用器材有限公司  |
| 31397 | 一次性无菌口罩      | 挂耳        | A型挂耳      | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31398 | 一次性无菌口罩      | 挂耳        | A型挂耳      | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31399 | 一次性无菌口罩      | 系带        | B型系带      | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31400 | 一次性无菌口罩      | 系带        | B型系带      | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |
| 31401 | 一次性无菌帽子      | 中号        | 中号        | 河南省科隆医疗器械有限公司 | 河南省科隆医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格      | 产品型号         | 生产企业              | 挂网企业              |
|-------|--------------|-----------|--------------|-------------------|-------------------|
| 31404 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml       | 0.6*25       | 江苏吉春医用器材有限公司      | 江苏吉春医用器材有限公司      |
| 31406 | 医用棉签         | 10cm      | 10cm         | 河南省科隆医疗器械有限公司     | 河南省科隆医疗器械有限公司     |
| 31407 | 医用棉签         | 10cm      | 10cm         | 河南省科隆医疗器械有限公司     | 河南省科隆医疗器械有限公司     |
| 31408 | 医用干式胶片       | 10英寸×12英寸 | N系列          | 杭州硕盈医疗器械有限公司萧山分公司 | 杭州硕盈医疗器械有限公司萧山分公司 |
| 31409 | 医用棉签         | 15cm      | 15cm         | 河南省科隆医疗器械有限公司     | 河南省科隆医疗器械有限公司     |
| 31410 | 医用干式胶片       | 11英寸×14英寸 | N系列          | 杭州硕盈医疗器械有限公司萧山分公司 | 杭州硕盈医疗器械有限公司萧山分公司 |
| 31412 | 医用棉签         | 20cm      | 20cm         | 河南省科隆医疗器械有限公司     | 河南省科隆医疗器械有限公司     |
| 31414 | 医用干式胶片       | 14英寸×17英寸 | N系列          | 杭州硕盈医疗器械有限公司萧山分公司 | 杭州硕盈医疗器械有限公司萧山分公司 |
| 31417 | 医用干式胶片       | 8英寸×10英寸  | N系列          | 杭州硕盈医疗器械有限公司萧山分公司 | 杭州硕盈医疗器械有限公司萧山分公司 |
| 31418 | 医用感蓝胶片       | 10英寸×12英寸 | S系列          | 杭州硕盈医疗器械有限公司萧山分公司 | 杭州硕盈医疗器械有限公司萧山分公司 |
| 31419 | 纱布绷带         | 6cm×600cm | 6cm×600cm灭菌级 | 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司  | 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司  |
| 31420 | 医用感蓝胶片       | 11英寸×14英寸 | S系列          | 杭州硕盈医疗器械有限公司萧山分公司 | 杭州硕盈医疗器械有限公司萧山分公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格            | 产品型号         | 生产企业              | 挂网企业              |
|-------|--------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 31421 | 纱布绷带         | 8cm×600cm       | 8cm×600cm灭菌级 | 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司  | 湖北隆盛泰科医疗器械股份有限公司  |
| 31422 | 医用红外激光胶片     | 14英寸×17英寸       | L系列          | 杭州硕盈医疗器械有限公司萧山分公司 | 杭州硕盈医疗器械有限公司萧山分公司 |
| 31423 | 医用红外激光胶片     | 10英寸×12英寸       | L系列          | 杭州硕盈医疗器械有限公司萧山分公司 | 杭州硕盈医疗器械有限公司萧山分公司 |
| 31425 | 医用红外激光胶片     | 11英寸×14英寸       | L系列          | 杭州硕盈医疗器械有限公司萧山分公司 | 杭州硕盈医疗器械有限公司萧山分公司 |
| 31432 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml             | 0.7*30       | 江苏吉春医用器材有限公司      | 江苏吉春医用器材有限公司      |
| 31435 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml             | 0.7*38       | 江苏吉春医用器材有限公司      | 江苏吉春医用器材有限公司      |
| 31436 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml             | 0.8*38       | 江苏吉春医用器材有限公司      | 江苏吉春医用器材有限公司      |
| 31437 | 一次性使用多功能引流管  | S10B(Φ10×400mm) | S10B         | 广东先来医疗器械有限公司      | 广东先来医疗器械有限公司      |
| 31438 | 一次性使用多功能引流管  | S8B(Φ8×400mm)   | S8B          | 广东先来医疗器械有限公司      | 广东先来医疗器械有限公司      |
| 31439 | 一次性使用多功能引流管  | S6B(Φ6×400mm)   | S6B          | 广东先来医疗器械有限公司      | 广东先来医疗器械有限公司      |
| 31440 | 一次性使用多功能引流管  | S5B(Φ5×400mm)   | S5B          | 广东先来医疗器械有限公司      | 广东先来医疗器械有限公司      |
| 31441 | 一次性使用多功能引流管  | S4B(Φ4×400mm)   | S4B          | 广东先来医疗器械有限公司      | 广东先来医疗器械有限公司      |



| 流水号   | 产品名称         | 产品规格            | 产品型号        | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|--------------|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 31442 | 一次性使用多功能引流管  | S3B(Φ3×400mm)   | S3B         | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31444 | 一次性使用多功能引流管  | S16C(Φ16×400mm) | S16C        | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31447 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml            | 0.7*30      | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |
| 31448 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml            | 0.7*38      | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |
| 31449 | 一次性使用真空抽血管   | 2ml             | 血常规(EDTAK2) | 湖北金杏科技发展有限公司 | 湖北金杏科技发展有限公司 |
| 31452 | 一次性使用真空抽血管   | 2ml             | 血沉(4NC)     | 湖北金杏科技发展有限公司 | 湖北金杏科技发展有限公司 |
| 31457 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml            | 0.8*38      | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |
| 31458 | 一次性使用真空抽血管   | 2ml             | 血凝(9NC)     | 湖北金杏科技发展有限公司 | 湖北金杏科技发展有限公司 |
| 31461 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml            | 0.9*38      | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |
| 31462 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml            | 1.1*30      | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |
| 31463 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml            | 1.2*30      | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |
| 31464 | 一次性使用真空抽血管   | 2ml             | 促凝(ZL)      | 湖北金杏科技发展有限公司 | 湖北金杏科技发展有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格   | 产品型号                      | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------------|--------|---------------------------|----------------|----------------|
| 31465 | 一次性使用真空抽血管   | 2ml    | 无抗凝（Z）                    | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 31491 | 一次性使用负压引流瓶   | 1500ml | W-I                       | 广东先来医疗器械有限公司   | 广东先来医疗器械有限公司   |
| 31493 | 一次性使用负压引流瓶   | 500ml  | W-II                      | 广东先来医疗器械有限公司   | 广东先来医疗器械有限公司   |
| 31496 | 一次性使用真空采血管   | 2ml    | 1.6ml，血沉管（GAS）<br>13*75mm | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 31502 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml   | 0.8*38                    | 江苏吉春医用器材有限公司   | 江苏吉春医用器材有限公司   |
| 31503 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml   | 0.9*38                    | 江苏吉春医用器材有限公司   | 江苏吉春医用器材有限公司   |
| 31505 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml   | 1.1*30                    | 江苏吉春医用器材有限公司   | 江苏吉春医用器材有限公司   |
| 31507 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml   | 1.2*30                    | 江苏吉春医用器材有限公司   | 江苏吉春医用器材有限公司   |
| 31515 | 一次性使用真空采血管   | 2ml    | 2ml，促凝管（GAS）<br>12.5*75mm | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 31529 | 一次性使用真空采血管   | 3ml    | 3ml，肝素钠（GAS）<br>12.5*75mm | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 31548 | 一次性使用无菌注射器带针 | 30ml   | 0.8*38                    | 江苏吉春医用器材有限公司   | 江苏吉春医用器材有限公司   |
| 31550 | 一次性使用真空抽血管   | 3ml    | 血常规（EDTA2）                | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格        | 产品型号                    | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------|-------------|-------------------------|----------------|----------------|
| 31552 | 一次性使用无菌注射器带针  | 30ml        | 0.9*38                  | 江苏吉春医用器材有限公司   | 江苏吉春医用器材有限公司   |
| 31554 | 一次性使用真空抽血管    | 3ml         | 血沉（4NC）                 | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 31555 | 一次性使用无菌注射器带针  | 30ml        | 1.1*30                  | 江苏吉春医用器材有限公司   | 江苏吉春医用器材有限公司   |
| 31557 | 一次性使用真空采血管    | 3ml         | 3ml，分离胶-促凝剂（GAS）13*75mm | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 31558 | 一次性使用无菌注射器带针  | 30ml        | 1.2*30                  | 江苏吉春医用器材有限公司   | 江苏吉春医用器材有限公司   |
| 31559 | 一次性使用真空抽血管    | 3ml         | 血凝（9NC）                 | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 31561 | 一次性使用真空抽血管    | 3ml         | 肝素钠（NH）                 | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 31563 | 一次性使用真空抽血管    | 3ml         | 促凝（ZL）                  | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 31567 | 一次性使用真空抽血管    | 3ml         | 肝素锂（LH）                 | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 31568 | 一次性使用真空抽血管    | 3ml         | 无抗凝（Z）                  | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 31570 | 一次性使用真空抽血管    | 3ml         | 血糖（FE）                  | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 31579 | 一次性双腔减压式流产吸引管 | 5号（5±0.5mm） | 5号                      | 广东先来医疗器械有限公司   | 广东先来医疗器械有限公司   |

| 流水号   | 产品名称            | 产品规格           | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|-----------------|----------------|--------|--------------|--------------|
| 31588 | 一次性双腔减压式流产吸引管   | 6号 (6±0.5mm)   | 6号     | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31591 | 一次性双腔减压式流产吸引管   | 7号 (7±0.5mm)   | 7号     | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31592 | 一次性双腔减压式流产吸引管   | 8号 (8±0.5mm)   | 8号     | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31594 | 一次性双腔减压式流产吸引管套装 | K5T1 (5±0.5mm) | K5T1   | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31596 | 一次性双腔减压式流产吸引管套装 | K6T1 (6±0.5mm) | K6T1   | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31597 | 一次性双腔减压式流产吸引管套装 | K7T1 (7±0.5mm) | K7T1   | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31599 | 一次性双腔减压式流产吸引管套装 | K8T1 (8±0.5mm) | K8T1   | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31600 | 一次性双腔减压式流产吸引管套装 | K5T2 (5±0.5mm) | K5T2   | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31601 | 一次性双腔减压式流产吸引管套装 | K6T2 (6±0.5mm) | K6T2   | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31604 | 一次性双腔减压式流产吸引管套装 | K7T2 (7±0.5mm) | K7T2   | 广东先来医疗器械有限公司 | 广东先来医疗器械有限公司 |
| 31611 | 一次性使用无菌注射器带针    | 50ml           | 0.8*38 | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |
| 31613 | 一次性使用无菌注射器带针    | 50ml           | 0.9*38 | 江苏吉春医用器材有限公司 | 江苏吉春医用器材有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格 | 产品型号                            | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------------|------|---------------------------------|----------------|----------------|
| 31615 | 一次性使用无菌注射器带针 | 50ml | 1. 1*30                         | 江苏吉春医用器材有限公司   | 江苏吉春医用器材有限公司   |
| 31618 | 一次性使用无菌注射器带针 | 50ml | 1. 2*30                         | 江苏吉春医用器材有限公司   | 江苏吉春医用器材有限公司   |
| 31641 | 一次性使用真空采血管   | 4ml  | 4ml, 促凝管 (GAS)<br>13*75mm       | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 31657 | 一次性使用真空采血管   | 4ml  | 4ml, 肝素钠 (GAS)<br>12. 5*100mm   | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 31661 | 一次性使用真空抽血管   | 4ml  | 血常规 (EDTAK2)                    | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 31662 | 一次性使用真空抽血管   | 4ml  | 促凝 (ZL)                         | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 31664 | 一次性使用真空抽血管   | 4ml  | 肝素钠 (NH)                        | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 31669 | 一次性使用真空抽血管   | 4ml  | 肝素锂 (LH)                        | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 31670 | 一次性使用真空抽血管   | 4ml  | 无抗凝 (Z)                         | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 31673 | 一次性使用真空采血管   | 5ml  | 5ml, EDTA. K2 (GAS)<br>13*100mm | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 31682 | 一次性使用真空采血管   | 5ml  | 5ml, 促凝管 (GAS)<br>12. 5*100mm   | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 31690 | 一次性使用真空采血管   | 5ml  | 5ml, 肝素钠 (GAS)<br>13*100mm      | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称            | 产品规格          | 产品型号        | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|
| 31692 | 一次性使用真空抽血管      | 5ml           | 血常规(EDTAK2) | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 31693 | 一次性使用真空抽血管      | 5ml           | 血凝（9NC）     | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 31694 | 一次性使用真空抽血管      | 5ml           | 肝素钠（NH）     | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 31695 | 一次性双腔减压式流产吸引管套装 | K8T2（8±0.5mm） | K8T2        | 广东先来医疗器械有限公司   | 广东先来医疗器械有限公司   |
| 31696 | 一次性双腔减压式流产吸引管套装 | K5T3（5±0.5mm） | K5T3        | 广东先来医疗器械有限公司   | 广东先来医疗器械有限公司   |
| 31697 | 一次性双腔减压式流产吸引管套装 | K6T3（6±0.5mm） | K6T3        | 广东先来医疗器械有限公司   | 广东先来医疗器械有限公司   |
| 31698 | 一次性使用真空抽血管      | 5ml           | 促凝（ZL）      | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 31699 | 一次性双腔减压式流产吸引管套装 | K7T3（7±0.5mm） | K7T3        | 广东先来医疗器械有限公司   | 广东先来医疗器械有限公司   |
| 31700 | 一次性双腔减压式流产吸引管套装 | K8T3（8±0.5mm） | K8T3        | 广东先来医疗器械有限公司   | 广东先来医疗器械有限公司   |
| 31702 | 一次性使用真空抽血管      | 5ml           | 肝素锂(LH)     | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 31703 | 医用透明无菌敷贴        | 6×7cm         | 普通型         | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |
| 31704 | 一次性使用真空抽血管      | 5ml           | 无抗凝(Z)      | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格         | 产品型号                           | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 31705 | 一次性使用真空抽血管 | 5ml          | 血糖 (FE)                        | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 31706 | 医用透明无菌敷贴   | 10×12cm      | 普通型                            | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |
| 31708 | 医用无菌敷贴     | 10×15cm      | PU防水自粘型                        | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |
| 31711 | 医用无菌敷贴     | 10×20cm      | 无纺布自粘型                         | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |
| 31714 | 医用无菌敷贴     | 10×25cm      | 无纺布自粘型                         | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |
| 31716 | 一次性使用真空采血管 | 5ml          | 5ml，分离胶-促凝剂 (GAS) 12.5*100mm   | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 31723 | 高分子绷带      | 10cm×360cm   | 10cm×360cm                     | 上海曼吉磁生物有限公司    | 上海曼吉磁生物有限公司    |
| 31724 | 一次性使用真空采血管 | 2ml          | 2ml，<br>EDTA. K2 (PET) 13*75mm | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 31726 | 高分子绷带      | 12.5cm×360cm | 12.5cm×360cm                   | 上海曼吉磁生物有限公司    | 上海曼吉磁生物有限公司    |
| 31730 | 医用弹力绷带     | 10cm×450cm   | 10cm×450cm                     | 上海曼吉磁生物有限公司    | 上海曼吉磁生物有限公司    |
| 31731 | 医用弹力绷带     | 15cm×450cm   | 15cm×450cm                     | 上海曼吉磁生物有限公司    | 上海曼吉磁生物有限公司    |
| 31732 | 一次性使用真空采血管 | 2ml          | 1.8ml，血凝管 (PET) 13*75mm        | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                  | 产品规格                                      | 产品型号                          | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-----------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| 31737 | 医用石膏绷带                | 12.5cm×460cm                              | 12.5cm×460cm                  | 上海曼吉磁生物有限公司    | 上海曼吉磁生物有限公司    |
| 31740 | 医用石膏绷带                | 15cm×460cm                                | 15cm×460cm                    | 上海曼吉磁生物有限公司    | 上海曼吉磁生物有限公司    |
| 31743 | 一次性使用真空采血管            | 2ml                                       | 1.6ml, 血沉管 (PET)<br>13*75mm   | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 31744 | 一次性使用真空采血管            | 3ml                                       | 3ml, EDTA.K2 (PET)<br>13*75mm | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 31759 | 一次性使用真空采血管            | 3ml                                       | 3ml, 促凝管 (PET)<br>13*75mm     | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 31767 | 一次性使用采血针              | 7#                                        | CXZ-D0.7                      | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 31777 | 一次性使用真空采血管            | 3ml                                       | 3ml, 肝素钠 (PET)<br>13*75mm     | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 31778 | 伤口负压引流装置 (商品名: LVSNG) | 通用型连接管, 引流瓶容积600ml, 穿刺针型号CH10, 引流管长度500mm | 50-32-503                     | 山东赛克赛斯医药有限公司   | 山东赛克赛斯医药有限公司   |
| 31784 | 一次性使用真空采血管            | 3ml                                       | 3ml, 分离胶-促凝剂 (PET) 13*75mm    | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 31788 | 一次性使用真空采血管            | 4ml                                       | 4ml, 肝素钠 (PET)<br>13*100mm    | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 31789 | 一次性使用真空采血管            | 4ml                                       | 4ml, 促凝管 (PET)<br>13*75mm     | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 31795 | 一次性使用真空采血管            | 4ml                                       | 4ml, 分离胶-促凝剂 (PET) 13*100mm   | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |



| 流水号   | 产品名称                  | 产品规格                                   | 产品型号                                    | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|
| 31802 | 一次性使用真空采血管            | 5ml                                    | 5ml, 促凝管 (PET)<br>13*100mm              | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 31803 | 伤口负压引流装置 (商品名: LVSNG) | 引流瓶容积400ml, Y型连接管, 聚氨酯引流管, CH10, 500mm | (50-99-200) + (54-22-400) + (33-10-510) | 山东赛克赛斯医药有限公司   | 山东赛克赛斯医药有限公司   |
| 31810 | 一次性使用真空采血管            | 5ml                                    | 5ml, 肝素钠 (PET)<br>13*100mm              | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 31811 | 医用透明无菌敷贴              | 6×7cm                                  | U型                                      | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |
| 31812 | 医用透明无菌敷贴              | 6×7cm                                  | 带芯型                                     | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |
| 31813 | 医用无菌敷贴                | 6×7cm                                  | 无纺布自粘型                                  | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |
| 31814 | 一次性使用真空采血管            | 5ml                                    | 5ml, 分离胶-促凝剂 (PET) 13*100mm             | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 | 珠海市康利莱医疗器械有限公司 |
| 31815 | 医用无菌敷贴                | 6×7cm                                  | PU防水自粘型                                 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |
| 31816 | 活性炭纤维无菌敷贴             | 6×7cm                                  | 无纺布自粘型                                  | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |
| 31817 | 医用透明无菌敷贴              | 10×12cm                                | U型                                      | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |
| 31818 | 医用透明无菌敷贴              | 10×12cm                                | 带芯型                                     | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |
| 31819 | 医用无菌敷贴                | 10×15cm                                | 无纺布自粘型                                  | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                | 产品规格                                      | 产品型号      | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------------|-------------------------------------------|-----------|----------------|----------------|
| 31820 | 医用透明无菌敷贴            | 10×15cm                                   | 普通型       | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |
| 31821 | 医用透明无菌敷贴            | 10×15cm                                   | U型        | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |
| 31822 | 医用透明无菌敷贴            | 10×15cm                                   | 带芯型       | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |
| 31823 | 活性炭纤维无菌敷贴           | 10×15cm                                   | 无纺布自粘型    | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |
| 31824 | 医用无菌敷贴              | 10×20cm                                   | PU防水自粘型   | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |
| 31825 | 活性炭纤维无菌敷贴           | 10×20cm                                   | 无纺布自粘型    | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |
| 31826 | 医用无菌敷贴              | 10×25cm                                   | PU防水自粘型   | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |
| 31828 | 活性炭纤维无菌敷贴           | 10×25cm                                   | 无纺布自粘型    | 苏州市普立康医疗器械有限公司 | 苏州市普立康医疗器械有限公司 |
| 31836 | 伤口负压引流装置（商品名：LVSNG） | Y型连接管, 引流瓶容600ml, 穿刺针型号CH10, 引流管长度1100mm  | 50-32-523 | 山东赛克赛斯医药有限公司   | 山东赛克赛斯医药有限公司   |
| 31840 | 伤口负压引流装置（商品名：LVSNG） | Y型连接管, 引流瓶容600ml, 穿刺针型号CH14, 引流管长度1100mm  | 50-32-525 | 山东赛克赛斯医药有限公司   | 山东赛克赛斯医药有限公司   |
| 31841 | 伤口负压引流装置（商品名：LVSNG） | 通用型连接管, 引流瓶容积400ml, 穿刺针型号CH10, 引流管长度500mm | 50-39-503 | 山东赛克赛斯医药有限公司   | 山东赛克赛斯医药有限公司   |
| 31842 | 伤口负压引流装置（商品名：LVSNG） | 通用型连接管, 引流瓶容积400ml, 穿刺针型号CH14, 引流管长度500mm | 50-39-505 | 山东赛克赛斯医药有限公司   | 山东赛克赛斯医药有限公司   |

| 流水号   | 产品名称                | 产品规格                                       | 产品型号                                | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 31843 | 伤口负压引流装置（商品名：LVSNG） | 引流瓶容积200ml，Y型连接管，聚氨酯引流管，CH10，500mm         | (50-22-400)+(54-22-400)+(33-10-510) | 山东赛克赛斯医药有限公司 | 山东赛克赛斯医药有限公司 |
| 31858 | 伤口负压引流装置（商品名：LVSNG） | 引流瓶容积200ml，Y型连接管，聚氨酯引流管，CH14，500mm         | (50-22-400)+(54-22-400)+(33-14-510) | 山东赛克赛斯医药有限公司 | 山东赛克赛斯医药有限公司 |
| 31864 | 伤口负压引流装置（商品名：LVSNG） | 引流瓶容积600ml，Y型连接管，Medifix聚氨酯引流管，CH14，1100mm | (50-02-200)+(54-22-400)+(53-14-510) | 山东赛克赛斯医药有限公司 | 山东赛克赛斯医药有限公司 |
| 31873 | 伤口负压引流装置（商品名：LVSNG） | 引流瓶容积600ml，Y型连接管，聚氨酯引流管，CH14，500mm         | (50-02-200)+(54-22-400)+(33-14-510) | 山东赛克赛斯医药有限公司 | 山东赛克赛斯医药有限公司 |
| 31875 | 伤口负压引流装置（商品名：LVSNG） | 通用型连接管，引流瓶容积600ml，穿刺针型号3.2mm               | 50-52-503                           | 山东赛克赛斯医药有限公司 | 山东赛克赛斯医药有限公司 |
| 31882 | 伤口负压引流装置（商品名：LVSNG） | 引流瓶容积400ml                                 | 50-99-200                           | 山东赛克赛斯医药有限公司 | 山东赛克赛斯医药有限公司 |
| 31885 | 伤口负压引流装置（商品名：LVSNG） | 聚氨酯，CH10，500mm                             | 33-10-510                           | 山东赛克赛斯医药有限公司 | 山东赛克赛斯医药有限公司 |
| 31888 | 伤口负压引流装置（商品名：LVSNG） | 聚氨酯，CH14，500mm                             | 33-14-510                           | 山东赛克赛斯医药有限公司 | 山东赛克赛斯医药有限公司 |
| 31915 | 伤口负压引流装置（商品名：LVSNG） | 通用型连接管，引流瓶容积600ml，穿刺针型号CH14，引流管长度500mm     | 50-32-505                           | 山东赛克赛斯医药有限公司 | 山东赛克赛斯医药有限公司 |
| 31917 | 伤口负压引流装置（商品名：LVSNG） | Y型连接管，引流瓶容积600ml，穿刺针型号3.2mm                | 50-52-523                           | 山东赛克赛斯医药有限公司 | 山东赛克赛斯医药有限公司 |
| 31918 | 伤口负压引流装置（商品名：LVSNG） | Y型连接管，引流瓶容积600ml，穿刺针型号4.8mm                | 50-52-525                           | 山东赛克赛斯医药有限公司 | 山东赛克赛斯医药有限公司 |
| 31921 | 伤口负压引流瓶（商品名：LVS）    | 引流瓶容积600ml，初始真空负压80kPa，连接管120cm，连接管外径6.1mm | 50-44-500                           | 山东赛克赛斯医药有限公司 | 山东赛克赛斯医药有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                | 产品规格                                   | 产品型号                                    | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|---------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|
| 31923 | 一次性使用静脉输液针          | 5. 5#                                  | CX-0. 55#*20TWSB                        | 湖北中融达医疗器械有限公司 | 湖北中融达医疗器械有限公司 |
| 31929 | 伤口负压引流装置（商品名：LVSNG） | 通用型连接管, 引流瓶容积600ml, 穿刺针型号4. 8mm        | 50-52-505                               | 山东赛克赛斯医药有限公司  | 山东赛克赛斯医药有限公司  |
| 31940 | 一次性使用无菌注射器带针        | 1ml                                    | 1ml                                     | 湖北中融达医疗器械有限公司 | 湖北中融达医疗器械有限公司 |
| 31942 | 一次性使用无菌注射器带针        | 2ml                                    | 2ml                                     | 湖北中融达医疗器械有限公司 | 湖北中融达医疗器械有限公司 |
| 31943 | 一次性使用无菌注射器带针        | 2. 5ml                                 | 2. 5ml                                  | 湖北中融达医疗器械有限公司 | 湖北中融达医疗器械有限公司 |
| 31944 | 一次性使用无菌注射器带针        | 5ml                                    | 5ml                                     | 湖北中融达医疗器械有限公司 | 湖北中融达医疗器械有限公司 |
| 31945 | 一次性使用无菌注射器带针        | 10ml                                   | 10ml                                    | 湖北中融达医疗器械有限公司 | 湖北中融达医疗器械有限公司 |
| 31947 | 一次性使用无菌注射器带针        | 20ml                                   | 20ml                                    | 湖北中融达医疗器械有限公司 | 湖北中融达医疗器械有限公司 |
| 31948 | 一次性使用无菌注射器带针        | 30ml                                   | 30ml                                    | 湖北中融达医疗器械有限公司 | 湖北中融达医疗器械有限公司 |
| 31949 | 一次性使用无菌注射器带针        | 50ml                                   | 50ml                                    | 湖北中融达医疗器械有限公司 | 湖北中融达医疗器械有限公司 |
| 31954 | 伤口负压引流装置（商品名：LVSNG） | 引流瓶容积400ml, Y型连接管, 聚氨酯引流管, CH14, 500mm | (50-99-200) + (54-22-400) + (33-14-510) | 山东赛克赛斯医药有限公司  | 山东赛克赛斯医药有限公司  |
| 31961 | 一次性使用医用橡胶检查手套       | 7#                                     | (加厚型) 非消毒光面有粉S                          | 广东恩瑞医疗科技有限公司  | 广东恩瑞医疗科技有限公司  |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格 | 产品型号              | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|---------------|------|-------------------|--------------|--------------|
| 31972 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7#   | (加厚型) 消毒光面有粉S     | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 31990 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7#   | 消毒光面无粉S           | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 31991 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7.5# | 消毒光面有粉M           | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 31992 | 检查手套          | 6.5# | 消毒聚氨酯麻面有粉XS       | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 31993 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 6.5# | 消毒麻面无粉XS          | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32000 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7#   | 非消毒光面有粉S          | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32010 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 8#   | 非消毒麻面无粉L          | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32011 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7#   | 非消毒麻面有粉S          | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32012 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7#   | 非消毒光面无粉S          | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32013 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7#   | (单只装) 消毒光面有粉S     | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32014 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7#   | (小箱装加厚型) 非消毒光面有粉S | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32024 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7.5# | (小箱装) 非消毒光面有粉M    | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称              | 产品规格  | 产品型号         | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|-------------------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 32026 | 一次性使用医用丁腈橡胶检查手套   | 6. 5# | 消毒麻面无粉XS     | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32034 | 一次性使用医用丁腈橡胶检查手套   | 8. 5# | 消毒麻面有粉XL     | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32035 | 一次性使用真空采血管        | 4ml   | 绿色塑料管（肝素钠）   | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |
| 32036 | 一次性使用真空采血管        | 4ml   | 橙色塑料管（促凝）    | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |
| 32037 | 一次性使用真空采血管        | 4ml   | 黄色塑料管（分离胶生化） | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |
| 32038 | 一次性使用真空采血管        | 5ml   | 浅紫色塑料管（血常规）  | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |
| 32039 | 一次性使用真空采血管        | 5ml   | 绿色塑料管（肝素钠）   | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |
| 32040 | 一次性使用真空采血管        | 5ml   | 橙色塑料管（促凝）    | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |
| 32041 | 一次性使用真空采血管        | 5ml   | 黄色塑料管（分离胶生化） | 沈阳宝康生物工程有限公司 | 沈阳宝康生物工程有限公司 |
| 32042 | 消毒一次性使用医用丁腈橡胶检查手套 | 7#    | 光面有粉S        | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32043 | 一次性使用医用丁腈橡胶检查手套   | 7#    | 消毒光面无粉S      | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32044 | 一次性使用医用丁腈橡胶检查手套   | 8. 5# | 非消毒光面无粉XL    | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称            | 产品规格  | 产品型号              | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|-----------------|-------|-------------------|--------------|--------------|
| 32046 | 一次性使用医用丁腈橡胶检查手套 | 7#    | 非消毒光面有粉S          | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32050 | 一次性使用医用丁腈橡胶检查手套 | 7#    | 非消毒麻面无粉S          | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32060 | 一次性使用医用丁腈橡胶检查手套 | 6. 5# | 非消毒麻面有粉XS         | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32063 | 检查手套            | 7#    | (单只装) 消毒聚氨酯光面有粉S  | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32064 | 检查手套            | 7. 5# | (小箱装) 非消毒聚氨酯光面有粉M | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32065 | 一次性使用医用丁腈橡胶检查手套 | 8#    | 光面无粉L             | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32066 | 一次性使用医用橡胶检查手套   | 8. 5# | 光面有粉XL            | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32067 | 检查手套            | 6. 5# | 非消毒聚氨酯麻面有粉XS      | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32068 | 一次性使用医用橡胶检查手套   | 6. 5# | 消毒聚氨酯光面有粉XS       | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32069 | 检查手套            | 7#    | 消毒聚氨酯光面无粉S        | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32070 | 一次性使用医用丁腈橡胶检查手套 | 7. 5# | 麻面有粉M             | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |
| 32071 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套   | 6. 5# | 麻面无粉XS            | 广东恩瑞医疗科技有限公司 | 广东恩瑞医疗科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称             | 产品规格   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------------|--------|-------|---------------|---------------|
| 32073 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套    | 7.5#   | 麻面有粉M | 广东恩瑞医疗科技有限公司  | 广东恩瑞医疗科技有限公司  |
| 32079 | 消毒一次性使用医用橡胶检查手套  | 7.5#   | 光面有粉M | 广东恩瑞医疗科技有限公司  | 广东恩瑞医疗科技有限公司  |
| 32084 | 非消毒一次性使用医用橡胶检查手套 | 8#     | 光面有粉L | 广东恩瑞医疗科技有限公司  | 广东恩瑞医疗科技有限公司  |
| 32109 | @ita黄瓜润肤水肥皂      | 500ml  |       | 江苏中聿实业有限公司    | 江苏中聿实业有限公司    |
| 32110 | TheLancet抗菌洗手液   | 500ml  |       | 江苏中聿实业有限公司    | 江苏中聿实业有限公司    |
| 32111 | @ita黄瓜润肤水肥皂      | 1000ml |       | 江苏中聿实业有限公司    | 江苏中聿实业有限公司    |
| 32112 | TheLancet免洗手消毒液  | 500ml  |       | 江苏中聿实业有限公司    | 江苏中聿实业有限公司    |
| 32113 | TheLancet免洗手消毒液  | 1000ml |       | 江苏中聿实业有限公司    | 江苏中聿实业有限公司    |
| 32129 | 一次性使用婴儿护脐包       | /      | /     | 江苏平安医疗器械有限公司  | 江苏平安医疗器械有限公司  |
| 32130 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套    | 6.5#   | 光面、麻面 | 江苏平安医疗器械有限公司  | 江苏平安医疗器械有限公司  |
| 32268 | 一次性使用无菌导尿管       | Fr6    | 双腔有球囊 | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32269 | 一次性使用无菌导尿管       | Fr8    | 双腔有球囊 | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |



| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|------|---------|---------------|---------------|
| 32270 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr10 | 双腔有球囊   | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32271 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr12 | 双腔有球囊   | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32272 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr14 | 双腔有球囊   | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32273 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr16 | 双腔有球囊   | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32274 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr18 | 双腔有球囊   | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32275 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr6  | 双腔有球囊三孔 | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32276 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr8  | 双腔有球囊三孔 | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32277 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr10 | 双腔有球囊三孔 | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32278 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr12 | 双腔有球囊三孔 | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32279 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr14 | 双腔有球囊三孔 | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32280 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr16 | 双腔有球囊三孔 | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32281 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr18 | 双腔有球囊三孔 | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格  | 产品型号   | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|-------|--------|---------------|---------------|
| 32290 | 一次性使用鼻氧管   | 单头    | 单鼻式儿童  | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 32291 | 一次性使用鼻氧管   | 单头    | 单鼻式新生儿 | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 32292 | 一次性使用鼻氧管   | 双孔    | 双鼻式儿童  | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 32293 | 一次性使用鼻氧管   | 双孔    | 双鼻式新生儿 | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 32309 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr6   | 单腔无球   | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32310 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr8   | 单腔无球   | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32311 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr10  | 单腔无球   | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32312 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr12  | 单腔无球   | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32313 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr14  | 单腔无球   | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32314 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr16  | 单腔无球   | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32315 | 一次性使用无菌导尿管 | Fr18  | 单腔无球   | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32337 | 卫生洗手消毒液    | 500ml | 液体     | 郑州市科源消毒科技有限公司 | 郑州市科源消毒科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称        | 产品规格       | 产品型号        | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| 32338 | 世昌牌手必洁消毒液   | 500ml      | 液体          | 郑州市科源消毒科技有限公司 | 郑州市科源消毒科技有限公司 |
| 32340 | 世昌牌手必洁消毒液   | 1000ml     | 液体          | 郑州市科源消毒科技有限公司 | 郑州市科源消毒科技有限公司 |
| 32341 | 爽芙洁免洗手消毒液   | 500ml      | 液体          | 郑州市科源消毒科技有限公司 | 郑州市科源消毒科技有限公司 |
| 32342 | 二氧化氯速溶消毒片   | 100g       | 液体          | 郑州市科源消毒科技有限公司 | 郑州市科源消毒科技有限公司 |
| 32413 | 一次性使用可控式吸痰管 | 8F         | PE型8F       | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 32414 | 一次性使用可控式吸痰管 | 10F        | PE型10F      | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 32415 | 一次性使用可控式吸痰管 | 12F        | PE型12F      | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 32416 | 一次性使用可控式吸痰管 | 14F        | PE型14F      | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 32417 | 一次性使用可控式吸痰管 | 16F        | PE型16F      | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 32419 | 一次性使用可控式吸痰管 | 18F        | PE型18F      | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 32420 | 医用自粘无菌敷贴    | 6×7cm      | II型医用自粘敷料   | 江西恒邦医疗器械有限公司  | 江西恒邦医疗器械有限公司  |
| 32441 | 弹性绷带        | 10cm×450cm | HB-II型（自粘型） | 江西恒邦医疗器械有限公司  | 江西恒邦医疗器械有限公司  |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格         | 产品型号        | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|----------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 32442 | 弹性绷带     | 7.5cm×450cm  | HB-II型（自粘型） | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 江西恒邦医疗器械有限公司 |
| 32443 | 医用自粘无菌敷贴 | 6×7cm        | III型医用型留置针贴 | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 江西恒邦医疗器械有限公司 |
| 32444 | 医用自粘无菌敷贴 | 10×12cm      | II型医用自粘敷料   | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 江西恒邦医疗器械有限公司 |
| 32445 | 医用自粘无菌敷贴 | 10×15cm      | II型医用自粘敷料   | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 江西恒邦医疗器械有限公司 |
| 32446 | 医用自粘无菌敷贴 | 10×20cm      | II型医用自粘敷料   | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 江西恒邦医疗器械有限公司 |
| 32447 | 医用自粘无菌敷贴 | 10×25cm      | II型医用自粘敷料   | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 江西恒邦医疗器械有限公司 |
| 32448 | 输液瓶口贴    | 17mm×5mm     | 17mm        | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 江西恒邦医疗器械有限公司 |
| 32449 | 输液瓶口贴    | 28mm×16mm    | 28mm        | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 江西恒邦医疗器械有限公司 |
| 32450 | 弹性绷带     | 10cm×450cm   | HB-I型（非自粘型） | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 江西恒邦医疗器械有限公司 |
| 32451 | 弹性绷带     | 15cm×450cm   | HB-I型（非自粘型） | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 江西恒邦医疗器械有限公司 |
| 32452 | 弹性绷带     | 7.5cm×450cm  | HB-I型（非自粘型） | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 江西恒邦医疗器械有限公司 |
| 32457 | 医用自粘无菌敷贴 | 70mm×35mm无纺布 | I型医用输液贴     | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 江西恒邦医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称        | 产品规格         | 产品型号                   | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------------|--------------|------------------------|---------------|---------------|
| 32458 | 医用自粘无菌敷贴    | 70mm×40mm无纺布 | I型医用输液贴                | 江西恒邦医疗器械有限公司  | 江西恒邦医疗器械有限公司  |
| 32459 | 医用自粘无菌敷贴    | 80mm×40mm无纺布 | I型医用输液贴                | 江西恒邦医疗器械有限公司  | 江西恒邦医疗器械有限公司  |
| 32463 | 一次性使用子母式集尿袋 | 2200ml       | 2200ml                 | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32464 | 一次性使用子母式集尿袋 | 2500ml       | 2500ml                 | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32465 | 一次性使用子母式集尿袋 | 3000ml       | 3000ml                 | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32466 | 一次性使用子母式集尿袋 | 3100ml       | 3100ml                 | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32467 | 一次性使用吸引连接管  | F26          | F26                    | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32468 | 一次性使用吸引连接管  | F28          | F28                    | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32469 | 一次性使用吸引连接管  | F30          | F30                    | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32470 | 一次性使用灌肠器    | 1500ml       | SL-L(1500ml)           | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32474 | 真空采血管       | 2ml          | 紫色、血常规管<br>12.5mm*75mm | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 32475 | 真空采血管       | 2ml          | 黑色、血沉管<br>12.5mm*75mm  | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |

| 流水号   | 产品名称           | 产品规格   | 产品型号                     | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|----------------|--------|--------------------------|---------------|---------------|
| 32476 | 真空采血管          | 5ml    | 黄色、血清分离管<br>12.5mm*100mm | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 32477 | 真空采血管          | 5ml    | 绿色、肝素钠管<br>12.5mm*100mm  | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 32481 | 真空采血管          | 2ml    | 紫色、血常规管<br>12.5mm*75mm   | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 32482 | 真空采血管          | 2ml    | 黑色、血沉管<br>12.5mm*75mm    | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 32489 | 真空采血管          | 5ml    | 黄色、血清分离管<br>12.5mm*100mm | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 32490 | 真空采血管          | 5ml    | 绿色、肝素钠管<br>12.5mm*100mm  | 重庆世纪长和实业有限公司  | 重庆世纪长和实业有限公司  |
| 32514 | 集尿袋            | 1500ml | 1500ml                   | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32515 | 一次性使用豪华型防返流引流袋 | 2000ml | 2000ml                   | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32516 | 废液收集袋          | 2000ml | 2000ml                   | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32517 | 一次性使用腹透引流袋     | 2000ml | 2000ml                   | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32518 | 一次性使用防返流引流袋    | 1000ml | 1000ml                   | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |
| 32519 | 一次性使用绑腿式防返流引流袋 | 750ml  | 750ml                    | 常熟市神灵医用器材有限公司 | 常熟市神灵医用器材有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格      | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|--------------|-----------|------|---------------|---------------|
| 32601 | 卫生洗手消毒液      | 1000ml    | 液体   | 郑州市科源消毒科技有限公司 | 郑州市科源消毒科技有限公司 |
| 32677 | 一次性使用无菌注射器带针 | 1ml       |      | 南昌麦迪康医疗器械厂    | 南昌麦迪康医疗器械厂    |
| 32678 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2ml       |      | 南昌麦迪康医疗器械厂    | 南昌麦迪康医疗器械厂    |
| 32679 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml       |      | 南昌麦迪康医疗器械厂    | 南昌麦迪康医疗器械厂    |
| 32680 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml      |      | 南昌麦迪康医疗器械厂    | 南昌麦迪康医疗器械厂    |
| 32681 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml      |      | 南昌麦迪康医疗器械厂    | 南昌麦迪康医疗器械厂    |
| 32682 | 一次性使用无菌注射器带针 | 30ml      |      | 南昌麦迪康医疗器械厂    | 南昌麦迪康医疗器械厂    |
| 32683 | 一次性使用无菌注射器带针 | 50ml      |      | 南昌麦迪康医疗器械厂    | 南昌麦迪康医疗器械厂    |
| 32696 | 医用绷带         | 6cm×600cm |      | 扬州市国康医疗器械厂    | 扬州市国康医疗器械厂    |
| 32697 | 医用绷带         | 8cm×600cm |      | 扬州市国康医疗器械厂    | 扬州市国康医疗器械厂    |
| 32698 | 一次性医用输液瓶口贴   | 28mm×16mm |      | 扬州市国康医疗器械厂    | 扬州市国康医疗器械厂    |
| 32699 | 一次性医用输液瓶口贴   | 20mm×8mm  |      | 扬州市国康医疗器械厂    | 扬州市国康医疗器械厂    |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格        | 产品型号         | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------|-------------|--------------|----------------|----------------|
| 32714 | 简易雾化器    | 大           | NEB-NSET4-90 | 欧姆龙(大连)有限公司    | 欧姆龙(大连)有限公司    |
| 32715 | 简易雾化器    | 中           | NEB-NSET5-90 | 欧姆龙(大连)有限公司    | 欧姆龙(大连)有限公司    |
| 32716 | 简易雾化器    | 小           | NEB-NSET6-90 | 欧姆龙(大连)有限公司    | 欧姆龙(大连)有限公司    |
| 32803 | 医用高清胶片   | 10英寸×12英寸   | 10英寸×12英寸    | 江苏祥祐医疗器械有限公司   | 江苏祥祐医疗器械有限公司   |
| 32804 | 医用       | 11英寸×14英寸   | 11英寸×14英寸    | 江苏祥祐医疗器械有限公司   | 江苏祥祐医疗器械有限公司   |
| 32805 | 医用高清胶片   | 14英寸×17英寸   | 14英寸×17英寸    | 江苏祥祐医疗器械有限公司   | 江苏祥祐医疗器械有限公司   |
| 32806 | 医用高清胶片   | 8英寸×10英寸    | 8英寸×10英寸     | 江苏祥祐医疗器械有限公司   | 江苏祥祐医疗器械有限公司   |
| 32921 | 医用一次性手术包 | 胸腹手术包       | 70-1030-S    | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 32922 | 医用一次性手术包 | 胸腹手术包I      | 70-1031-S    | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 32923 | 医用一次性手术包 | 胸腹手术包II     | 70-1032-S    | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 32924 | 医用一次性手术包 | 腹腔镜/截石卧位手术包 | 70-1034-S    | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 32930 | 弹力绷带     | ZS          | S            | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 |



| 流水号   | 产品名称          | 产品规格   | 产品型号      | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------|--------|-----------|----------------|----------------|
| 32941 | 一次性抗反流引流袋     | 2000ml | 2000ml    | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 |
| 32951 | 弹力绷带          | FC     | S         | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 |
| 32956 | 弹力绷带          | MN     | S         | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 |
| 32981 | 医用一次性手术包      | 直肠手术包  | 70-1040-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 32982 | 医用一次性手术包      | 心血管手术包 | 70-2010-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 32984 | 医用一次性手术包      | 妇科手术包I | 70-3001-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 33036 | 婴幼儿输液防护垫      | 1个/袋   | 普通型       | 福安市百正生物技术有限公司  | 福安市百正生物技术有限公司  |
| 33051 | 聚乙二醇液体敷料      | 1瓶/盒   | 20ml      | 福州百正医疗器械有限公司   | 福州百正医疗器械有限公司   |
| 33063 | 婴幼儿输液防护垫      | 1个/袋   | 加强型       | 福安市百正生物技术有限公司  | 福安市百正生物技术有限公司  |
| 33068 | 弹力绷带（输液保护罩）   | NA     |           | 广州市易舒宝医疗器械有限公司 | 广州市易舒宝医疗器械有限公司 |
| 33070 | 弹力绷带（输液保护罩）   | NH     |           | 广州市易舒宝医疗器械有限公司 | 广州市易舒宝医疗器械有限公司 |
| 33098 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7#     | 光面、麻面     | 江苏平安医疗器械有限公司   | 江苏平安医疗器械有限公司   |

| 流水号   | 产品名称              | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|-------------------|------|-------|--------------|--------------|
| 33099 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套     | 7.5# | 光面、麻面 | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 |
| 33100 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套     | 8#   | 光面、麻面 | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 |
| 33101 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套     | 6.5# | 麻面    | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 |
| 33102 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套     | 7#   | 麻面    | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 |
| 33103 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套     | 7.5# | 麻面    | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 |
| 33105 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套     | 8#   | 麻面    | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 |
| 33155 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（有粉） | 6.5# | 外科有粉  | 北京稳大医疗用品有限公司 | 北京稳大医疗用品有限公司 |
| 33156 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（有粉） | 7#   | 外科有粉  | 北京稳大医疗用品有限公司 | 北京稳大医疗用品有限公司 |
| 33157 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（有粉） | 7.5# | 外科有粉  | 北京稳大医疗用品有限公司 | 北京稳大医疗用品有限公司 |
| 33158 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（有粉） | 8#   | 外科有粉  | 北京稳大医疗用品有限公司 | 北京稳大医疗用品有限公司 |
| 33159 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉） | 6.5# | 外科无粉  | 北京稳大医疗用品有限公司 | 北京稳大医疗用品有限公司 |
| 33160 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉） | 7#   | 外科无粉  | 北京稳大医疗用品有限公司 | 北京稳大医疗用品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                | 产品规格        | 产品型号      | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------------|-------------|-----------|----------------|----------------|
| 33162 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉）   | 7.5#        | 外科无粉      | 北京稳大医疗用品有限公司   | 北京稳大医疗用品有限公司   |
| 33163 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉）   | 8#          | 外科无粉      | 北京稳大医疗用品有限公司   | 北京稳大医疗用品有限公司   |
| 33164 | Medi-Grip灭菌橡胶手套(有粉) | 8#          | Latex(有粉) | 安思尔（上海）商贸有限公司  | 安思尔（上海）商贸有限公司  |
| 33165 | 一次性使用橡胶检查手套（无粉）     | 6.5#        | S#        | 北京稳大医疗用品有限公司   | 北京稳大医疗用品有限公司   |
| 33166 | Medi-Grip灭菌橡胶手套(无粉) | 6.5#        | Latex(无粉) | 安思尔（上海）商贸有限公司  | 安思尔（上海）商贸有限公司  |
| 33167 | 一次性使用橡胶检查手套（无粉）     | 7#          | M#        | 北京稳大医疗用品有限公司   | 北京稳大医疗用品有限公司   |
| 33168 | Medi-Grip灭菌橡胶手套(无粉) | 7#          | Latex(无粉) | 安思尔（上海）商贸有限公司  | 安思尔（上海）商贸有限公司  |
| 33169 | 一次性使用橡胶检查手套（无粉）     | 7.5#        | L#        | 北京稳大医疗用品有限公司   | 北京稳大医疗用品有限公司   |
| 33170 | Medi-Grip灭菌橡胶手套(无粉) | 7.5#        | Latex(无粉) | 安思尔（上海）商贸有限公司  | 安思尔（上海）商贸有限公司  |
| 33172 | Medi-Grip灭菌橡胶手套(无粉) | 8#          | Latex(无粉) | 安思尔（上海）商贸有限公司  | 安思尔（上海）商贸有限公司  |
| 33201 | 弹力绷带（输液保护罩）         | BH          |           | 广州市易舒宝医疗器械有限公司 | 广州市易舒宝医疗器械有限公司 |
| 33210 | 医用一次性手术包            | 截石卧位手术附集液袋包 | 70-3002-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格       | 产品型号      | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------|------------|-----------|----------------|----------------|
| 33211 | 医用一次性手术包 | 泌尿手术包      | 70-4000-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 33212 | 医用一次性手术包 | 通用手足手术包    | 70-5000-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 33214 | 医用一次性手术包 | 手部大型加强手术包  | 70-5001-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 33217 | 医用一次性手术包 | 通用上肢手术包    | 70-5010-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 33219 | 医用一次性手术包 | 通用下肢手术包    | 70-5011-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 33220 | 医用一次性手术包 | 双膝关节置换包    | 70-5012-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 33221 | 医用一次性手术包 | 臀部手术包      | 70-5020-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 33222 | 医用一次性手术包 | 臀部U型手术包    | 70-5021-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 33223 | 医用一次性手术包 | 纵向隔离巾手术包   | 70-5030-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 33224 | 医用一次性手术包 | 肩关节镜加强手术包  | 70-6000-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司   | 苏州艾兴无纺制品有限公司   |
| 33242 | 医用高分子夹板  | 7.5cm×30cm | SF312     | 威海众和康复材料股份有限公司 | 威海众和康复材料股份有限公司 |
| 33243 | 医用高分子夹板  | 7.5cm×90cm | SF335     | 威海众和康复材料股份有限公司 | 威海众和康复材料股份有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                | 产品规格         | 产品型号      | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| 33244 | 医用高分子夹板             | 10cm×40cm    | SF415     | 威海众和康复材料股份有限公司 | 威海众和康复材料股份有限公司 |
| 33245 | 医用高分子夹板             | 10cm×76cm    | SF430     | 威海众和康复材料股份有限公司 | 威海众和康复材料股份有限公司 |
| 33246 | 医用高分子夹板             | 12.5cm×76cm  | SF530     | 威海众和康复材料股份有限公司 | 威海众和康复材料股份有限公司 |
| 33247 | 医用高分子夹板             | 12.5cm×115cm | SF545     | 威海众和康复材料股份有限公司 | 威海众和康复材料股份有限公司 |
| 33256 | Medi-Grip灭菌橡胶手套(有粉) | 6.5#         | Latex(有粉) | 安思尔(上海)商贸有限公司  | 安思尔(上海)商贸有限公司  |
| 33257 | Medi-Grip灭菌橡胶手套(有粉) | 7#           | latex(有粉) | 安思尔(上海)商贸有限公司  | 安思尔(上海)商贸有限公司  |
| 33258 | Medi-Grip灭菌橡胶手套(有粉) | 7.5#         | Latex(有粉) | 安思尔(上海)商贸有限公司  | 安思尔(上海)商贸有限公司  |
| 33308 | 聚乙二醇液体敷料            | 1瓶/盒         | 50ml      | 福州百正医疗器械有限公司   | 福州百正医疗器械有限公司   |
| 33311 | 一次性动态无创血压袖带         | 1个/袋         | IGS-1     | 福州百正医疗器械有限公司   | 福州百正医疗器械有限公司   |
| 33312 | 一次性动态无创血压袖带         | 1个/袋         | IGS-2     | 福州百正医疗器械有限公司   | 福州百正医疗器械有限公司   |
| 33313 | 一次性动态无创血压袖带         | 1个/袋         | IGS-3     | 福州百正医疗器械有限公司   | 福州百正医疗器械有限公司   |
| 33314 | 一次性动态无创血压袖带         | 1个/袋         | IGS-4     | 福州百正医疗器械有限公司   | 福州百正医疗器械有限公司   |

| 流水号   | 产品名称        | 产品规格 | 产品型号                | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------------|------|---------------------|---------------|---------------|
| 33315 | 一次性动态无创血压袖带 | 1个/袋 | IGS-5               | 福州百正医疗器械有限公司  | 福州百正医疗器械有限公司  |
| 33316 | 一次性动态无创血压袖带 | 1个/袋 | IGS-6               | 福州百正医疗器械有限公司  | 福州百正医疗器械有限公司  |
| 33317 | 一次性动态无创血压袖带 | 1个/袋 | IGS-7               | 福州百正医疗器械有限公司  | 福州百正医疗器械有限公司  |
| 33318 | 一次性动态无创血压袖带 | 1个/袋 | IGS-8               | 福州百正医疗器械有限公司  | 福州百正医疗器械有限公司  |
| 33319 | 一次性动态无创血压袖带 | 1个/袋 | IGS-9               | 福州百正医疗器械有限公司  | 福州百正医疗器械有限公司  |
| 33320 | 一次性动态无创血压袖带 | 1个/袋 | IGS-10              | 福州百正医疗器械有限公司  | 福州百正医疗器械有限公司  |
| 33321 | 一次性动态无创血压袖带 | 1个/袋 | IGS-11              | 福州百正医疗器械有限公司  | 福州百正医疗器械有限公司  |
| 33322 | 一次性动态无创血压袖带 | 1个/袋 | IGS-12              | 福州百正医疗器械有限公司  | 福州百正医疗器械有限公司  |
| 33373 | 理疗电极片       | 成人   | XX-QX-202/40mm*40mm | 福建省祥兴电子科技有限公司 | 福建省祥兴电子科技有限公司 |
| 33375 | 一次性使用加湿型鼻氧管 | 大号L  | SHT-XY01            | 南昌市水禾田实业有限公司  | 南昌市水禾田实业有限公司  |
| 33376 | 一次性使用加湿型鼻氧管 | 大号L  | SHT-XY02            | 南昌市水禾田实业有限公司  | 南昌市水禾田实业有限公司  |
| 33390 | 一次性使用备皮包    | 常规   | 常规                  | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格         | 产品型号        | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|---------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 33416 | 一次性使用吸引管      | F26          | A型（直管型）     | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 |
| 33417 | 一次性使用鼻氧管      | 双孔           | 头套式双鼻塞      | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 |
| 33418 | 一次性使用塑料手套     | 大号           | 大号          | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 |
| 33419 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 6.5#         | 光面、麻面、有粉、无粉 | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 |
| 33421 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7.5#         | 光面、麻面、有粉、无粉 | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 |
| 33422 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 6.5#         | 光面、麻面、有粉、无粉 | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 |
| 33424 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7.5#         | 光面、麻面、有粉、无粉 | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 |
| 33425 | 自粘性无菌敷料       | 10×15cm      | A型          | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 |
| 33426 | 自粘性无菌敷料       | 10×20cm      | A型          | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 |
| 33427 | 自粘性无菌敷料       | 10×25cm      | A型          | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 |
| 33428 | 输液瓶口贴         | 28mm×16mm    | 28mm×16mm   | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 |
| 33429 | 一次性使用透气胶贴     | 70mm×40mm无纺布 | 方型          | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称        | 产品规格      | 产品型号    | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------------|-----------|---------|---------------|---------------|
| 33430 | 医用薄膜手术巾     | 20cm*30cm | A型      | 江苏平安医疗器械有限公司  | 江苏平安医疗器械有限公司  |
| 33459 | 一次性使用导尿包    | 常规        | 常规      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33462 | 一次性使用抗返流集尿袋 | 3100ML    | 精密型     | 常熟市博洋医疗器械有限公司 | 常熟市博洋医疗器械有限公司 |
| 33463 | 一次性使用口腔包    | A型（检查型）   | A型（检查型） | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33467 | 一次性使用口腔包    | B型（护理型）   | B型（护理型） | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33468 | 一次性使用换药包    | A型        | A型      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33470 | 一次性使用换药包    | B型        | B型      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33471 | 一次性使用换药包    | C型        | C型      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33472 | 一次性使用流产包    | 常规        | 常规      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33473 | 一次性使用护脐包    | I 型       | I 型     | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33474 | 一次性使用护脐包    | II 型      | II 型    | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33475 | 一次性使用手术包    | A型        | A型      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |



| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|------|-------|---------------|---------------|
| 33476 | 一次性使用手术包   | B型   | B型    | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33477 | 一次性使用手术包   | C型   | C型    | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33478 | 一次性使用手术包   | D型   | D型    | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33479 | 一次性使用介入手术包 | A型   | A型    | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33480 | 一次性使用介入手术包 | B型   | B型    | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33481 | 一次性使用胃镜检查包 | A型   | A型    | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33482 | 一次性使用胃镜检查包 | B型   | B型    | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33483 | 一次性使用帽子    | 小号   | A型：圆帽 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 |
| 33484 | 一次性使用帽子    | 中号   | A型：圆帽 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 |
| 33486 | 一次性使用帽子    | 大号   | A型：圆帽 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 |
| 33487 | 一次性使用帽子    | 小号   | B型：条形 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 |
| 33488 | 一次性使用帽子    | 中号   | B型：条形 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格   | 产品型号  | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------------|--------|-------|----------------|----------------|
| 33489 | 一次性使用帽子      | 大号     | B型：条形 | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 33490 | 棉签           | 10cm   | 10cm  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 33491 | 棉签           | 15cm   | 15cm  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 33492 | 棉签           | 20cm   | 20cm  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  | 南昌市旭辉医疗器械有限公司  |
| 33495 | 一次性使用产包      | 常规     | 常规    | 河南康尔健医疗科技有限公司  | 河南康尔健医疗科技有限公司  |
| 33497 | 一次性使用静脉输液辅助包 | 常规     | 常规    | 河南康尔健医疗科技有限公司  | 河南康尔健医疗科技有限公司  |
| 33498 | 负压引流器        | 500ml  | A型    | 河南康尔健医疗科技有限公司  | 河南康尔健医疗科技有限公司  |
| 33500 | 一次性使用接生包     | *      | *     | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33502 | 负压引流器        | 500ml  | B型    | 河南康尔健医疗科技有限公司  | 河南康尔健医疗科技有限公司  |
| 33503 | 负压引流器        | 500ml  | C型    | 河南康尔健医疗科技有限公司  | 河南康尔健医疗科技有限公司  |
| 33504 | 负压引流器        | 500ml  | D型    | 河南康尔健医疗科技有限公司  | 河南康尔健医疗科技有限公司  |
| 33505 | 负压引流器        | 1000ml | A型    | 河南康尔健医疗科技有限公司  | 河南康尔健医疗科技有限公司  |

| 流水号   | 产品名称              | 产品规格   | 产品型号    | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------------------|--------|---------|---------------|---------------|
| 33506 | 负压引流器             | 1000ml | B型      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33507 | 负压引流器             | 1000ml | C型      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33508 | 负压引流器             | 1000ml | D型      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33517 | 检查手套              | 6. 5#  | 6. 5#   | 江苏汇诚医疗科技有限公司  | 江苏汇诚医疗科技有限公司  |
| 33518 | 检查手套              | 7. 5#  | 7. 5    | 江苏汇诚医疗科技有限公司  | 江苏汇诚医疗科技有限公司  |
| 33520 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（有粉） | 6. 5#  | 6. 5#   | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33521 | 棉签                | 10cm   | B型、10cm | 江苏汇诚医疗科技有限公司  | 江苏汇诚医疗科技有限公司  |
| 33522 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（有粉） | 7#     | 7#      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33523 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（有粉） | 7. 5#  | 7. 5#   | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33524 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（有粉） | 8#     | 8#      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33525 | 棉签                | 15cm   | D型、15cm | 江苏汇诚医疗科技有限公司  | 江苏汇诚医疗科技有限公司  |
| 33526 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉） | 6. 5#  | 6. 5#   | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称              | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------------------|------|----------|---------------|---------------|
| 33527 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉） | 7#   | 7#       | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33528 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉） | 7.5# | 7.5#     | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33529 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套（无粉） | 8#   | 8#       | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33530 | 一次性使用聚乙烯检查手套      | 大号   | 大号       | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33531 | 一次性使用聚乙烯检查手套      | 中号   | 中号       | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33532 | 一次性使用聚乙烯检查手套      | 小号   | 小号       | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33533 | 检查手套(盒装)          | 6.5# | 6.5#盒装   | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33534 | 检查手套(盒装)          | 7#   | 7#盒装     | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33535 | 检查手套(盒装)          | 7.5# | 7.5#盒装   | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33536 | 检查手套(独立装)         | 6.5# | 6.5#独立包装 | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33537 | 检查手套(独立装)         | 7#   | 7#独立包装   | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33538 | 检查手套(独立装)         | 7.5# | 7.5#独立包装 | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                      | 产品规格       | 产品型号        | 生产企业             | 挂网企业             |
|-------|---------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|
| 33540 | 一次性使用真空抽血管                | 1ml        | 血常规(EDTAK2) | 湖北金杏科技发展有限公司     | 湖北金杏科技发展有限公司     |
| 33541 | 一次性使用真空抽血管                | 1ml        | 促凝(ZL)      | 湖北金杏科技发展有限公司     | 湖北金杏科技发展有限公司     |
| 33542 | 自粘伤口敷贴                    | 6×7cm      |             | 河南康尔健医疗科技有限公司    | 河南康尔健医疗科技有限公司    |
| 33543 | 自粘伤口敷贴                    | 10×12cm    |             | 河南康尔健医疗科技有限公司    | 河南康尔健医疗科技有限公司    |
| 33544 | 自粘伤口敷贴                    | 10×15cm    |             | 河南康尔健医疗科技有限公司    | 河南康尔健医疗科技有限公司    |
| 33545 | 自粘伤口敷贴                    | 10×20cm    |             | 河南康尔健医疗科技有限公司    | 河南康尔健医疗科技有限公司    |
| 33546 | 自粘伤口敷贴                    | 10×25cm    |             | 河南康尔健医疗科技有限公司    | 河南康尔健医疗科技有限公司    |
| 33547 | 自粘伤口敷贴                    | 15×20cm    |             | 河南康尔健医疗科技有限公司    | 河南康尔健医疗科技有限公司    |
| 33548 | 一次性使用麻醉可视喉镜<br>(气管插管联合套件) | HX/OTL-803 | HX/OTL-803  | 成都华信高科医疗器械有限责任公司 | 成都华信高科医疗器械有限责任公司 |
| 33549 | 医用纱布块                     | 6cm×8cm×8  |             | 河南康尔健医疗科技有限公司    | 河南康尔健医疗科技有限公司    |
| 33550 | 医用纱布块                     | 8cm×8cm×8  |             | 河南康尔健医疗科技有限公司    | 河南康尔健医疗科技有限公司    |
| 33551 | 医用纱布块                     | 8cm×10cm×8 |             | 河南康尔健医疗科技有限公司    | 河南康尔健医疗科技有限公司    |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格           | 产品型号      | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|----------|----------------|-----------|---------------|---------------|
| 33552 | 医用纱布块    | 40cm×50cm×8    |           | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33553 | 医用纱布块    | 40cm×30cm×8    |           | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33554 | 医用纱布块    | 40cm×50cm      |           | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33555 | 医用纱布块    | 40cm×40cm-4p   |           | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33556 | 医用瓶口贴    | 17mm×5mm       |           | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33557 | 医用瓶口贴    | 28mm×16mm      |           | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33558 | 医用一次性手术包 | 肩关节镜U型加强手术包    | 70-6001-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司  | 苏州艾兴无纺制品有限公司  |
| 33559 | 医用一次性手术包 | 膝关节内视镜手术包      | 70-6010-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司  | 苏州艾兴无纺制品有限公司  |
| 33560 | 医用一次性手术包 | 耳鼻喉手术包         | 70-7000-S | 苏州艾兴无纺制品有限公司  | 苏州艾兴无纺制品有限公司  |
| 33561 | 医用无菌垫单   | 80cm×120cm无纺布  |           | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33562 | 医用无菌垫单   | 80cm×120cmPE膜  |           | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33563 | 医用无菌垫单   | 130cm×220cmPE膜 |           | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格             | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|----------|------------------|------|---------------|---------------|
| 33564 | 医用无菌垫单   | 130cm×220cm无纺布   |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33565 | 医用无菌垫单   | 120cm×200cm无纺布   |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33566 | 一次性使用治疗巾 | 60cm×50cm        |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33567 | 医用透气胶带   | 0.9cm×500cm 无纺布  |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33570 | 医用透气胶带   | 1.3cm×1000cm 无纺布 |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33571 | 医用透气胶带   | 1.3cm×1000cm PE  |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33572 | 医用透气胶带   | 1.3cm×500cm 无纺布  |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33573 | 医用透气胶带   | 2.0cm×300cm 无纺布  |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33574 | 医用透气胶带   | 2.0cm×500cm 无纺布  |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33576 | 医用透气胶带   | 0.9cm×1000cm 无纺布 |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33577 | 医用透气胶带   | 0.9cm×1000cm PE  |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33579 | 医用透气胶带   | 1.2cm×80m无纺布     |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格         | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|----------|--------------|------|---------------|---------------|
| 33580 | 医用透气胶带   | 1.2cm×80m PE |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33586 | 医用绷带     | 6cm×600cm    |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33587 | 医用绷带     | 8cm×600cm    |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33591 | 纱布绷带     | 6cm×600cm    |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33593 | 纱布绷带     | 8cm×600cm    |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33594 | 一次性使用输液贴 | 60mm×70mmPE膜 |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33595 | 一次性使用输液贴 | 60mm×70mm无纺布 |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33596 | 一次性使用输液贴 | 70mm×35mmPE膜 |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33597 | 一次性使用输液贴 | 70mm×35mm无纺布 |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33598 | 一次性使用输液贴 | 70mm×40mmPE膜 |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33599 | 一次性使用输液贴 | 70mm×40mm无纺布 |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33600 | 一次性使用输液贴 | 80mm×35mmPE膜 |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |



| 流水号   | 产品名称          | 产品规格           | 产品型号           | 生产企业                    | 挂网企业                    |
|-------|---------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 33601 | 一次性使用输液贴      | 80mm×35mm无纺布   |                | 河南康尔健医疗科技有限公司           | 河南康尔健医疗科技有限公司           |
| 33602 | 一次性使用输液贴      | 80mm×40mmPE膜   |                | 河南康尔健医疗科技有限公司           | 河南康尔健医疗科技有限公司           |
| 33603 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 6.5#           | 有粉6.5#         | 扬州市正誉医疗器械有限公司           | 扬州市正誉医疗器械有限公司           |
| 33604 | 一次性使用输液贴      | 80mm×40mm无纺布   |                | 河南康尔健医疗科技有限公司           | 河南康尔健医疗科技有限公司           |
| 33605 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7.5#           | 有粉7.5#         | 扬州市正誉医疗器械有限公司           | 扬州市正誉医疗器械有限公司           |
| 33606 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 6.5#           | 无粉6.5#         | 扬州市正誉医疗器械有限公司           | 扬州市正誉医疗器械有限公司           |
| 33608 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | 7.5#           | 无粉7.5#         | 扬州市正誉医疗器械有限公司           | 扬州市正誉医疗器械有限公司           |
| 33609 | 一次性使用医用垫单     | 80cm×120cm无纺布  | 80cm*120cm     | 扬州市正誉医疗器械有限公司           | 扬州市正誉医疗器械有限公司           |
| 33610 | 一次性使用医用垫单     | 80cm×120cmPE膜  | 80cm*120cm     | 扬州市正誉医疗器械有限公司           | 扬州市正誉医疗器械有限公司           |
| 33614 | 一次性使用医用垫单     | 120cm×200cm无纺布 | 120cm*200cm    | 扬州市正誉医疗器械有限公司           | 扬州市正誉医疗器械有限公司           |
| 33619 | 一次性使用鼻氧管      | 成人：032-10-101； | 成人：032-10-101； | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 33621 | 一次性使用输氧面罩     | 中              | 儿童032-10-009CH | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |

| 流水号   | 产品名称        | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业                    | 挂网企业                    |
|-------|-------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 33625 | 一次性使用雾化器及管路 | 032-10-005   | 口含型成人，       | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 33629 | 呼吸回路        | 成人           | 038-01-100CH | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 33631 | 呼吸回路        | 038-01-100CH | 普通型，成人，      | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 33632 | 一次性使用输氧面罩   | 成人           | 气切型成人        | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 33644 | 可调式吸氧管      | 单头           | BSVY-单鼻孔成人型  | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司          | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司          |
| 33645 | 可调式吸氧管      | 双孔           | BSVY-双鼻孔成人型  | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司          | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司          |
| 33646 | 可调式吸氧管      | 双孔           | BSVY-双鼻孔儿童型  | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司          | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司          |
| 33647 | 可调式吸氧管      | 单头           | BSVY-单鼻孔儿童型  | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司          | 陕西邦盛医疗器材有限责任公司          |
| 33662 | 一次性使用手术包    | *            | 普通型          | 南昌益民医用卫生材料有限公司          | 南昌益民医用卫生材料有限公司          |
| 33664 | 医用一次性手术包    | 眼科手术包        | 70-8000-S    | 苏州艾兴无纺制品有限公司            | 苏州艾兴无纺制品有限公司            |
| 33665 | 医用一次性手术包    | 全身眼科手术包      | 70-8010-S    | 苏州艾兴无纺制品有限公司            | 苏州艾兴无纺制品有限公司            |
| 33669 | 检查手套        | 中号           | 中号           | 南昌益民医用卫生材料有限公司          | 南昌益民医用卫生材料有限公司          |

| 流水号   | 产品名称              | 产品规格      | 产品型号     | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-------------------|-----------|----------|----------------|----------------|
| 33671 | 一次性使用无菌阴道扩张器      | 中         | 轴转式      | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33672 | 一次性使用无菌阴道扩张器      | 中         | 推拉式      | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33696 | 一次性套装式内窥可视宫腔组织吸引管 | TZ/4      | TZ/4     | 苏州宇度医疗器械有限责任公司 | 苏州宇度医疗器械有限责任公司 |
| 33697 | 套装式一次性宫腔组织吸引管     | TZ/5      | TZ/5     | 苏州宇度医疗器械有限责任公司 | 苏州宇度医疗器械有限责任公司 |
| 33698 | 套装式一次性宫腔组织吸引管     | TZ/6      | TZ/6     | 苏州宇度医疗器械有限责任公司 | 苏州宇度医疗器械有限责任公司 |
| 33699 | 可吸收缝线             | 单针，线长70cm | PDTB138  | 广州市慧通医疗器械有限公司  | 广州市慧通医疗器械有限公司  |
| 33700 | 可吸收缝线             | 单针，线长70cm | PDTR150  | 广州市慧通医疗器械有限公司  | 广州市慧通医疗器械有限公司  |
| 33701 | 可吸收缝线             | 单针，线长70cm | PDTR2026 | 广州市慧通医疗器械有限公司  | 广州市慧通医疗器械有限公司  |
| 33702 | 一次性宫腔组织吸引管包       | B型        | B型       | 苏州宇度医疗器械有限责任公司 | 苏州宇度医疗器械有限责任公司 |
| 33703 | 一次性宫腔组织吸引管包       | C型        | C型       | 苏州宇度医疗器械有限责任公司 | 苏州宇度医疗器械有限责任公司 |
| 33704 | 可吸收缝线             | 单针，线长70cm | PDTR2038 | 广州市慧通医疗器械有限公司  | 广州市慧通医疗器械有限公司  |
| 33705 | 可吸收缝线             | 单针，线长70cm | PDTR3022 | 广州市慧通医疗器械有限公司  | 广州市慧通医疗器械有限公司  |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格             | 产品型号     | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|------------------|----------|----------------|----------------|
| 33706 | 可吸收缝线      | 单针，线长70cm        | PDTR4022 | 广州市慧通医疗器械有限公司  | 广州市慧通医疗器械有限公司  |
| 33707 | 可吸收缝线      | 单针，线长70cm        | PDRC4019 | 广州市慧通医疗器械有限公司  | 广州市慧通医疗器械有限公司  |
| 33708 | 一次性使用阴道冲洗器 | 200ml            | 200ml    | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33709 | 可吸收缝线      | 单针，线长70cm        | PDTR5015 | 广州市慧通医疗器械有限公司  | 广州市慧通医疗器械有限公司  |
| 33711 | 可吸收缝线      | 单针，线长15cm，免打结    | PDRC024  | 广州市慧通医疗器械有限公司  | 广州市慧通医疗器械有限公司  |
| 33712 | 可吸收缝线      | 单针，线长15cm，免打结    | PDTR3026 | 广州市慧通医疗器械有限公司  | 广州市慧通医疗器械有限公司  |
| 33713 | 可吸收缝线      | 单针，线长30cm，免打结    | PDTR2022 | 广州市慧通医疗器械有限公司  | 广州市慧通医疗器械有限公司  |
| 33714 | 可吸收缝线      | 单针，线长30cm，免打结    | PDTR026  | 广州市慧通医疗器械有限公司  | 广州市慧通医疗器械有限公司  |
| 33715 | 可吸收缝线      | 单针，线长45cm，免打结    | PDTR140  | 广州市慧通医疗器械有限公司  | 广州市慧通医疗器械有限公司  |
| 33716 | 可吸收缝线      | 双针，线长7*7cm，免打结   | PDRC3019 | 广州市慧通医疗器械有限公司  | 广州市慧通医疗器械有限公司  |
| 33717 | 医用纱布敷料     | 6cm×8cm×8        | A型       | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33718 | 可吸收缝线      | 双针，线长14*14cm，免打结 | PDRC4016 | 广州市慧通医疗器械有限公司  | 广州市慧通医疗器械有限公司  |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格             | 产品型号     | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------|------------------|----------|----------------|----------------|
| 33719 | 可吸收缝线    | 双针，线长24*24cm，免打结 | PDRC2028 | 广州市慧通医疗器械有限公司  | 广州市慧通医疗器械有限公司  |
| 33720 | 可吸收缝线    | 双针，线长24*24cm，免打结 | PDRC3024 | 广州市慧通医疗器械有限公司  | 广州市慧通医疗器械有限公司  |
| 33721 | 医用纱布敷料   | 8cm×8cm×8        | A型       | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33722 | 医用纱布敷料   | 8cm×10cm×8       | A型       | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33723 | 医用纱布敷料   | 40cm×50cm×8      | A型       | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33724 | 医用纱布敷料   | 40cm×30cm×8      | A型       | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33729 | 一次性使用手术单 | 80cm×120cm无纺布    | A型：垫单    | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33730 | 一次性使用手术单 | 80cm×120cmPE膜    | A型：垫单    | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33732 | 一次性使用手术单 | 130cm×220cmPE膜   | A型：垫单    | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33733 | 一次性使用手术单 | 130cm×220cm无纺布   | A型：垫单    | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33734 | 一次性使用手术单 | 120cm×200cm无纺布   | A型：垫单    | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33740 | 一次性使用手术衣 | 120×120cmPE膜     |          | 河南康尔健医疗科技有限公司  | 河南康尔健医疗科技有限公司  |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格         | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-----------|--------------|------|---------------|---------------|
| 33741 | 一次性使用手术衣  | 120×120cm无纺布 |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33742 | 一次性使用医用孔巾 | 120×80cm     |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33743 | 一次性使用医用孔巾 | 40×50cm      |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33744 | 一次性使用医用孔巾 | 40×60cm      |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33745 | 一次性使用医用孔巾 | 50×60cm      |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33746 | 医用无菌垫单    | 90×225cm     |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33747 | 医用无菌垫单    | 120×225cm    |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33748 | 医用护理垫     | 25×45cm      |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33749 | 医用护理垫     | 40×45cm      |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33750 | 医用护理垫     | 45×45cm      |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33751 | 医用棉垫      | 45×45cm      |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 33752 | 医用棉垫      | 120×200cm    |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格         | 产品型号        | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|--------------|-------------|----------------|----------------|
| 33753 | 医用透气胶带     | 1530C-1      |             | 河南康尔健医疗科技有限公司  | 河南康尔健医疗科技有限公司  |
| 33754 | 医用透气胶带     | 1530C-0      |             | 河南康尔健医疗科技有限公司  | 河南康尔健医疗科技有限公司  |
| 33760 | 一次性使用真空抽血管 | 1ml          | 无抗凝(Z)      | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 33761 | 一次性使用真空抽血管 | 1ml          | 肝素钠(NH)     | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 33764 | 纱布绷带       | 6cm×600cm    | 6cm*600cm   | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33765 | 纱布绷带       | 8cm×600cm    | 8cm*600cm   | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33768 | 一次性使用手术衣   | 120×120cmPE膜 | 中号          | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33769 | 一次性使用手术衣   | 120×120cm无纺布 | 中号          | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33770 | 一次性使用真空抽血管 | 2ml          | 血常规(EDTAK2) | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 33771 | 一次性使用真空抽血管 | 2ml          | 血沉(4NC)     | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 33772 | 一次性使用真空抽血管 | 2ml          | 血凝(9NC)     | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 33773 | 一次性使用真空抽血管 | 2ml          | 促凝(ZL)      | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格         | 产品型号   | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------------|--------------|--------|----------------|----------------|
| 33774 | 一次性使用真空抽血管   | 2ml          | 无抗凝(Z) | 湖北金杏科技发展有限公司   | 湖北金杏科技发展有限公司   |
| 33777 | 一次性使用手术单     | 150×260cmPE膜 | B型：洞巾  | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33778 | 一次性使用手术单     | 150×260cm无纺布 | B型：洞巾  | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33783 | 一次性医用水凝胶眼贴敷料 | 200*50*4.5mm |        | 上海东月医疗保健用品有限公司 | 上海东月医疗保健用品有限公司 |
| 33857 | 一次性使用手术单     | 120×80cm     | B型：洞巾  | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33861 | 一次性使用手术单     | 40×50cm      | B型：洞巾  | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33864 | 一次性使用手术单     | 40×60cm      | B型：洞巾  | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33865 | 一次性使用手术单     | 50×60cm      | B型：洞巾  | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33868 | 一次性使用手术单     | 90×225cm     | A型：垫单  | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33870 | 一次性使用手术单     | 120×225cm    | A型：垫单  | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33872 | 一次性使用手术单     | 25×45cm      | A型：垫单  | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 33874 | 一次性使用手术单     | 40×45cm      | A型：垫单  | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |



| 流水号   | 产品名称     | 产品规格          | 产品型号        | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|----------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 33875 | 一次性使用手术单 | 45×45cm       | A型：垫单       | 南昌益民医用卫生材料有限公司  | 南昌益民医用卫生材料有限公司  |
| 33881 | 一次性使用口罩  | 中号            | A型耳挂式       | 南昌益民医用卫生材料有限公司  | 南昌益民医用卫生材料有限公司  |
| 33885 | 一次性使用帽子  | 中号            | 中号          | 南昌益民医用卫生材料有限公司  | 南昌益民医用卫生材料有限公司  |
| 33886 | 医用棉签     | 10cm          | A型（灭菌）      | 南昌益民医用卫生材料有限公司  | 南昌益民医用卫生材料有限公司  |
| 33887 | 医用棉签     | 15cm          | A型（灭菌）      | 南昌益民医用卫生材料有限公司  | 南昌益民医用卫生材料有限公司  |
| 33888 | 医用棉签     | 20cm          | A型（灭菌）      | 南昌益民医用卫生材料有限公司  | 南昌益民医用卫生材料有限公司  |
| 33947 | 止血海绵     | 2cm×2cm×0.5cm | MHC-2型      | 广州市快康医疗器械有限公司   | 广州市快康医疗器械有限公司   |
| 33965 | 医用脱脂纱布块  | 8cm×10cm×8    | 8cm×10cm×8  | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 |
| 33966 | 医用脱脂纱布块  | 40cm×50cm×8   | 40cm×50cm×8 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 |
| 33967 | 医用脱脂纱布块  | 8cm×8cm×8     | 8cm×8cm×8   | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 |
| 33968 | 医用脱脂纱布块  | 6cm×8cm×8     | 6cm×8cm×8   | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 |
| 33969 | 医用棉签     | 10cm          | 10cm        | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 33970 | 医用棉签       | 20cm         | 20cm         | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 |
| 33971 | 医用棉签       | 15cm         | 15cm         | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 |
| 33972 | 一次性医用垫     | 40×45cm      | 40×45cm      | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 |
| 33973 | 一次性医用垫     | 120×200cm    | 120×200cm    | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 |
| 33974 | 一次性使用治疗巾   | 60cm×50cm    | 60×50cm      | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 |
| 33975 | 一次性使用无菌手术衣 | 120×120cmPE膜 | 120×120cmPE膜 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 |
| 33976 | 医用纱布绷带     | 6cm×600cm    | 6cm×600cm    | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 |
| 33977 | 医用纱布绷带     | 8cm×600cm    | 8cm×600cm    | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 |
| 33978 | 一次性医用备皮包   | 常规           | 常规           | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 |
| 33979 | 一次性医用换药包   | A型           | A型           | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 |
| 33980 | 一次性医用产包    | 常规           | 常规           | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 |
| 34047 | 一次性使用产包    | NULL         |              | 南昌市兴兴医疗器械有限公司   | 南昌市兴兴医疗器械有限公司   |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格         | 产品型号      | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|--------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| 34095 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中            | 中         | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 |
| 34096 | 医用阴道冲洗器      | 200ml        |           | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 |
| 34097 | 医用纱布敷料       | 6cm×8cm×8    | A1型       | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 |
| 34098 | 医用纱布敷料       | 8cm×8cm×8    | A1型       | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 |
| 34099 | 医用纱布敷料       | 8cm×10cm×8   | A1型       | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 |
| 34100 | 医用纱布敷料       | 40cm×50cm    | A1型       | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 |
| 34101 | 医用纱布敷料       | 40cm×40cm-4p | B1型       | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 |
| 34106 | 一次性使用手术单     | 60cm×50cm    | A型垫单      | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 |
| 34109 | 纱布绷带         | 8cm×600cm    | 8cm×600cm | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 |
| 34111 | 一次性使用手术单     | 50×60cm      | B型洞巾      | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 |
| 34112 | 医用护理垫        | 90×225cm     | D型床罩      | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 |
| 34113 | 医用护理垫        | 120×225cm    | D型床罩      | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称    | 产品规格    | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|---------|---------|------|---------------|---------------|
| 34114 | 医用护理垫   | 40×45cm | A型垫巾 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 |
| 34116 | 一次性使用口罩 | 中号      | 中号   | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 |
| 34117 | 一次性使用帽子 | 中号      | 中号   | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 |
| 34118 | 棉签      | 10cm    | 10cm | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 |
| 34119 | 棉签      | 20cm    | 20cm | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 | 南昌市兴兴医疗器械有限公司 |
| 34200 | 普通医用口罩  | 系带型     |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 34201 | 普通医用口罩  | 挂耳型     |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 34202 | 医用帽子    | I 型     |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 34203 | 医用帽子    | II 型    |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 34204 | 医用帽子    | III型    |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 34205 | 医用棉签    | 10cm    |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 34206 | 医用棉签    | 15cm    |      | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号        | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|------|-------------|---------------|---------------|
| 34207 | 医用棉签       | 20cm |             | 河南康尔健医疗科技有限公司 | 河南康尔健医疗科技有限公司 |
| 34269 | 一次性使用真空抽血管 | 3ml  | 血常规(EDTAK2) | 湖北金杏科技发展有限公司  | 湖北金杏科技发展有限公司  |
| 34273 | 一次性使用真空抽血管 | 3ml  | 血沉(4NC)     | 湖北金杏科技发展有限公司  | 湖北金杏科技发展有限公司  |
| 34274 | 一次性使用真空抽血管 | 3ml  | 血凝(9NC)     | 湖北金杏科技发展有限公司  | 湖北金杏科技发展有限公司  |
| 34276 | 一次性使用真空抽血管 | 3ml  | 肝素钠(NH)     | 湖北金杏科技发展有限公司  | 湖北金杏科技发展有限公司  |
| 34279 | 一次性使用真空抽血管 | 3ml  | 促凝(ZL)      | 湖北金杏科技发展有限公司  | 湖北金杏科技发展有限公司  |
| 34287 | 一次性使用真空抽血管 | 3ml  | 肝素锂(LH)     | 湖北金杏科技发展有限公司  | 湖北金杏科技发展有限公司  |
| 34289 | 一次性使用真空抽血管 | 3ml  | 无抗凝(Z)      | 湖北金杏科技发展有限公司  | 湖北金杏科技发展有限公司  |
| 34321 | 一次性使用真空抽血管 | 3ml  | 血糖(FE)      | 湖北金杏科技发展有限公司  | 湖北金杏科技发展有限公司  |
| 34322 | 一次性使用真空抽血管 | 4ml  | 血常规(EDTAK2) | 湖北金杏科技发展有限公司  | 湖北金杏科技发展有限公司  |
| 34323 | 一次性使用真空抽血管 | 4ml  | 肝素钠(NH)     | 湖北金杏科技发展有限公司  | 湖北金杏科技发展有限公司  |
| 34324 | 一次性使用真空抽血管 | 4ml  | 促凝(ZL)      | 湖北金杏科技发展有限公司  | 湖北金杏科技发展有限公司  |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格   | 产品型号         | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|--------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| 34326 | 一次性使用真空抽血管   | 4ml    | 肝素锂 (LH)     | 湖北金杏科技发展有限公司 | 湖北金杏科技发展有限公司 |
| 34327 | 一次性使用真空抽血管   | 4ml    | 无抗凝 (Z)      | 湖北金杏科技发展有限公司 | 湖北金杏科技发展有限公司 |
| 34336 | 一次性使用真空抽血管   | 5ml    | 血常规 (EDTAK2) | 湖北金杏科技发展有限公司 | 湖北金杏科技发展有限公司 |
| 34337 | 一次性使用真空抽血管   | 5ml    | 血凝 (9NC)     | 湖北金杏科技发展有限公司 | 湖北金杏科技发展有限公司 |
| 34338 | 一次性使用真空抽血管   | 5ml    | 肝素钠 (NH)     | 湖北金杏科技发展有限公司 | 湖北金杏科技发展有限公司 |
| 34339 | 一次性使用真空抽血管   | 5ml    | 促凝 (ZL)      | 湖北金杏科技发展有限公司 | 湖北金杏科技发展有限公司 |
| 34341 | 一次性使用真空抽血管   | 5ml    | 肝素锂 (LH)     | 湖北金杏科技发展有限公司 | 湖北金杏科技发展有限公司 |
| 34342 | 一次性使用真空抽血管   | 5ml    | 无抗凝 (Z)      | 湖北金杏科技发展有限公司 | 湖北金杏科技发展有限公司 |
| 34363 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 3000ML | A-1          | 上海曹杨医药用品厂    | 上海曹杨医药用品厂    |
| 34370 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 2000ML | A-1          | 上海曹杨医药用品厂    | 上海曹杨医药用品厂    |
| 34371 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 1000ML | A-1          | 上海曹杨医药用品厂    | 上海曹杨医药用品厂    |
| 34372 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 3000ML | A-2          | 上海曹杨医药用品厂    | 上海曹杨医药用品厂    |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格         | 产品型号     | 生产企业       | 挂网企业       |
|-------|--------------|--------------|----------|------------|------------|
| 34373 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 3000ML       | A-4      | 上海曹杨医药用品厂  | 上海曹杨医药用品厂  |
| 34374 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 2000ML       | A-4      | 上海曹杨医药用品厂  | 上海曹杨医药用品厂  |
| 34376 | 一次性使用静脉营养输液袋 | 1000ML       | A-4      | 上海曹杨医药用品厂  | 上海曹杨医药用品厂  |
| 34378 | 聚酯纤维绷带和夹板    | 5cm×360cm    | TRC-002P | 上海友三贸易有限公司 | 上海友三贸易有限公司 |
| 34379 | 聚酯纤维绷带和夹板    | 7.5cm×360cm  | TRC-003P | 上海友三贸易有限公司 | 上海友三贸易有限公司 |
| 34380 | 聚酯纤维绷带和夹板    | 10cm×360cm   | TRC-004P | 上海友三贸易有限公司 | 上海友三贸易有限公司 |
| 34381 | 聚酯纤维绷带和夹板    | 12.5cm×360cm | TRC-005P | 上海友三贸易有限公司 | 上海友三贸易有限公司 |
| 34382 | 聚酯纤维绷带和夹板    | 15cm×360cm   | TRC-006P | 上海友三贸易有限公司 | 上海友三贸易有限公司 |
| 34383 | 聚酯纤维绷带和夹板    | 7.5cm×30cm   | TPS-312P | 上海友三贸易有限公司 | 上海友三贸易有限公司 |
| 34384 | 聚酯纤维绷带和夹板    | 7.5cm×90cm   | TPS-335P | 上海友三贸易有限公司 | 上海友三贸易有限公司 |
| 34385 | 聚酯纤维绷带和夹板    | 10cm×40cm    | TPS-415p | 上海友三贸易有限公司 | 上海友三贸易有限公司 |
| 34387 | 聚酯纤维绷带和夹板    | 10cm×76cm    | TPS-430P | 上海友三贸易有限公司 | 上海友三贸易有限公司 |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格         | 产品型号          | 生产企业                      | 挂网企业            |
|-------|-----------|--------------|---------------|---------------------------|-----------------|
| 34388 | 聚酯纤维绷带和夹板 | 12.5cm×76cm  | TPS-530P      | 上海友三贸易有限公司                | 上海友三贸易有限公司      |
| 34389 | 聚酯纤维绷带和夹板 | 12.5cm×115cm | TPS-545P      | 上海友三贸易有限公司                | 上海友三贸易有限公司      |
| 34390 | 聚酯纤维绷带和夹板 | 15cm×76cm    | TPS-630P      | 上海友三贸易有限公司                | 上海友三贸易有限公司      |
| 34392 | 聚酯纤维绷带和夹板 | 15cm×115cm   | TPS-645P      | 上海友三贸易有限公司                | 上海友三贸易有限公司      |
| 34403 | 一次性使用手术单  | 50*60        | A型：垫单         | 南昌益民医用卫生材料有限公司            | 南昌益民医用卫生材料有限公司  |
| 34413 | 一次性使用口罩   | 中号           | B型拉带式         | 南昌益民医用卫生材料有限公司            | 南昌益民医用卫生材料有限公司  |
| 34483 | 一次性医用垫    | 20×45cm      | 20×45cm       | 新乡市大方医疗器械制造有限公司           | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 |
| 34523 | 一次性使用口罩   | 中号           | B型绑带式         | 南昌市华泰医疗器械有限公司             | 南昌市华泰医疗器械有限公司   |
| 34535 | 一次性使用帽子   | 中号           | B型条型          | 南昌市华泰医疗器械有限公司             | 南昌市华泰医疗器械有限公司   |
| 34634 | 一次性探针手柄   | 120支/箱       | Florida Probe | Florida Probe Corporation | 美泰克斯商贸(北京)有限公司  |
| 34770 | 医用干式胶片    | 10英寸×12英寸    | UPT-512BL     | 南京昆石医疗科技有限公司              | 南京昆石医疗科技有限公司    |
| 34771 | 医用干式胶片    | 11英寸×14英寸    | UPT-514BL     | 南京昆石医疗科技有限公司              | 南京昆石医疗科技有限公司    |



| 流水号   | 产品名称           | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 34772 | 医用干式胶片         | 14英寸×17英寸 | UPT-517BL | 南京昆石医疗科技有限公司   | 南京昆石医疗科技有限公司   |
| 34773 | 医用干式胶片         | 8英寸×10英寸  | UPT-510BL | 南京昆石医疗科技有限公司   | 南京昆石医疗科技有限公司   |
| 34901 | 一次性使用备皮包       | I型        | I型        | 河南省华裕医疗器械有限公司  | 河南省华裕医疗器械有限公司  |
| 34902 | 一次性使用导尿包       | I型        | I型        | 河南省华裕医疗器械有限公司  | 河南省华裕医疗器械有限公司  |
| 34903 | 一次性使用口腔包       | 检查型       | 检查型       | 河南省华裕医疗器械有限公司  | 河南省华裕医疗器械有限公司  |
| 35256 | 一次性医用水凝胶眼贴     | 83*48mm   | III型      | 杭州炬九生物科技有限公司   | 杭州炬九生物科技有限公司   |
| 35274 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 1ml       | C1        | 重庆三大伟业医疗用品有限公司 | 重庆三大伟业医疗用品有限公司 |
| 35275 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 2ml       | C1        | 重庆三大伟业医疗用品有限公司 | 重庆三大伟业医疗用品有限公司 |
| 35276 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 2.5ml     | C1        | 重庆三大伟业医疗用品有限公司 | 重庆三大伟业医疗用品有限公司 |
| 35278 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 5ml       | C1        | 重庆三大伟业医疗用品有限公司 | 重庆三大伟业医疗用品有限公司 |
| 35279 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 10ml      | C1        | 重庆三大伟业医疗用品有限公司 | 重庆三大伟业医疗用品有限公司 |
| 35280 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 20ml      | C1        | 重庆三大伟业医疗用品有限公司 | 重庆三大伟业医疗用品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称           | 产品规格      | 产品型号         | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|----------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| 35281 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 30ml      | C1           | 重庆三大伟业医疗用品有限公司  | 重庆三大伟业医疗用品有限公司  |
| 35282 | 一次性使用无菌注射器（带针） | 50ml      | C1           | 重庆三大伟业医疗用品有限公司  | 重庆三大伟业医疗用品有限公司  |
| 35283 | 一次性使用输血器（带针）   | B1 0.6×25 | B1           | 重庆三大伟业医疗用品有限公司  | 重庆三大伟业医疗用品有限公司  |
| 35285 | 电子输注泵液盒        | 电子型100ml  | AJ5806-100ml | 上海安洁电子设备有限公司    | 上海安洁电子设备有限公司    |
| 35286 | 电子输注泵液盒        | 电子型260ml  | AJ5806-260ml | 上海安洁电子设备有限公司    | 上海安洁电子设备有限公司    |
| 35299 | 一次性使用无菌注射器带针   | 1ml       | 0.45*16RWLB  | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35301 | 一次性使用无菌注射器带针   | 2ml       | 0.45*16RWLB  | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35302 | 一次性使用无菌注射器带针   | 5ml       | 0.45*16RWLB  | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35303 | 一次性使用无菌注射器带针   | 10ml      | 0.7*32TWLB   | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35304 | 一次性使用无菌注射器带针   | 20ml      | 0.7*32TWLB   | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35305 | 一次性使用无菌注射器带针   | 30ml      | 0.8*32TWLB   | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35307 | 一次性使用无菌注射器带针   | 50ml      | 0.7*32TWLB   | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |

| 流水号   | 产品名称               | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------------|------|----------|-----------------|-----------------|
| 35336 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 10ml | 0.8mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35338 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 20ml | 0.8mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35339 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 20ml | 0.8mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35340 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 30ml | 0.8mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35341 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 30ml | 0.8mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35342 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 50ml | 0.8mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35343 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 50ml | 0.8mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35344 | 一次性使用PE手套          | 普通型  | M        | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35345 | 一次性使用PE手套          | 加厚型  | M        | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35347 | 一次性使用橡胶检查手套        | 普通型  | L（大）     | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35348 | 一次性使用橡胶检查手套        | 普通型  | M（中）     | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35349 | 一次性使用橡胶检查手套        | 普通型  | S（小）     | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |

| 流水号   | 产品名称           | 产品规格           | 产品型号   | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|----------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|
| 35350 | 一次性使用橡胶检查手套    | 普通型            | XS（特小） | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35351 | 一次性使用橡胶检查手套    | 加厚型            | L（大）   | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35352 | 一次性使用橡胶检查手套    | 加厚型            | M（中）   | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35353 | 一次性使用橡胶检查手套    | 加厚型            | S（小）   | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35357 | 一次性使用无菌双翼阴道扩张器 | 中              | 轴转式    | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35358 | 一次性使用无菌双翼阴道扩张器 | 中              | 推拉式    | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35362 | 一次性使用阴道冲洗器     | 150ml          | 150ml  | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35365 | 医用棉签           | 10cm           | 10cm   | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35366 | 医用棉签           | 12cm           | 12cm   | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 35404 | 止血海绵           | 6cm×2cm×0.5cm  | MHC-3型 | 广州市快康医疗器械有限公司   | 广州市快康医疗器械有限公司   |
| 35405 | 止血海绵           | 6cm×2cm×0.25cm | MHC-5型 | 广州市快康医疗器械有限公司   | 广州市快康医疗器械有限公司   |
| 35516 | 一次性使用无菌阴道扩张器   | 中              | 推拉型    | 郑州康佳医疗器械有限公司    | 郑州康佳医疗器械有限公司    |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格      | 产品型号 | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------------|
| 35517 | 医用输液贴        | 70mmX35mm | A型   | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 郑州康佳医疗器械有限公司 |
| 35518 | 一次性使用无菌注射器带针 | 0.45×15   | 1ml  | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 郑州康佳医疗器械有限公司 |
| 35519 | 一次性使用无菌注射器带针 | 0.50×15   | 2ml  | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 郑州康佳医疗器械有限公司 |
| 35520 | 一次性使用无菌注射器带针 | 0.50×35   | 2ml  | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 郑州康佳医疗器械有限公司 |
| 35521 | 一次性使用无菌注射器带针 | 0.60×25   | 2ml  | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 郑州康佳医疗器械有限公司 |
| 35522 | 一次性使用无菌注射器带针 | 0.50×35   | 5ml  | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 郑州康佳医疗器械有限公司 |
| 35523 | 一次性使用无菌注射器带针 | 0.60×25   | 5ml  | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 郑州康佳医疗器械有限公司 |
| 35525 | 一次性使用无菌注射器带针 | 0.70×30   | 5ml  | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 郑州康佳医疗器械有限公司 |
| 35526 | 一次性使用无菌注射器带针 | 0.70×30   | 10ml | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 郑州康佳医疗器械有限公司 |
| 35527 | 一次性使用无菌注射器带针 | 0.80×30   | 10ml | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 郑州康佳医疗器械有限公司 |
| 35528 | 一次性使用无菌注射器带针 | 1.2×30    | 10ml | 郑州康佳医疗器械有限公司 | 郑州康佳医疗器械有限公司 |
| 35712 | 创口贴          | 28mm×16mm | D214 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称   | 产品规格             | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|--------|------------------|-------|--------------|--------------|
| 35713 | 透气胶带   | 1.3cm×1000cm 无纺布 | TC125 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
| 35714 | 透气胶带   | 1.3cm×1000cm PE  | TB125 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
| 35715 | 输液贴    | 60mm×70mmPE膜     | F2071 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
| 35716 | 输液贴    | 60mm×70mm无纺布     | F1061 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
| 35717 | 输液贴    | 80mm×35mmPE膜     | F3875 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
| 35718 | 输液贴    | 80mm×40mmPE膜     | F333  | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
| 35719 | 输液贴    | 80mm×40mm无纺布     | F335  | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
| 35720 | 无菌粘贴敷料 | 6×7cm            | F106  | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
| 35721 | 无菌粘贴敷料 | 10×12cm          | F2075 | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
| 35722 | 无菌粘贴敷料 | 10×15cm          | F115  | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
| 35723 | 无菌粘贴敷料 | 10×20cm          | F120  | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |
| 35724 | 无菌粘贴敷料 | 10×25cm          | F125  | 广州雅夫生物科技有限公司 | 广州雅夫生物科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                  | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业                 | 挂网企业                 |
|-------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------|----------------------|
| 35725 | 无菌粘贴敷料                | 15×20cm      | PU1520       | 广州雅夫生物科技有限公司         | 广州雅夫生物科技有限公司         |
| 35735 | 医用引流装置                | 3000ml       | 3000ml       | 扬州市普菲特医疗器械有限公司       | 扬州市普菲特医疗器械有限公司       |
| 35865 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套         | 6.5#         | 6.5#         | 陕西三立矿业（集团）健邦医疗科技有限公司 | 陕西三立矿业（集团）健邦医疗科技有限公司 |
| 35866 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套         | 7#           | 7#           | 陕西三立矿业（集团）健邦医疗科技有限公司 | 陕西三立矿业（集团）健邦医疗科技有限公司 |
| 35867 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套         | 7.5#         | 7.5#         | 陕西三立矿业（集团）健邦医疗科技有限公司 | 陕西三立矿业（集团）健邦医疗科技有限公司 |
| 35868 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套         | 8#           | 8#           | 陕西三立矿业（集团）健邦医疗科技有限公司 | 陕西三立矿业（集团）健邦医疗科技有限公司 |
| 35873 | 一次性使用医用橡胶检查手套灭菌       | 6.5#         | S#           | 陕西三立矿业（集团）健邦医疗科技有限公司 | 陕西三立矿业（集团）健邦医疗科技有限公司 |
| 35874 | 一次性使用医用橡胶检查手套灭菌       | 7#           | M#           | 陕西三立矿业（集团）健邦医疗科技有限公司 | 陕西三立矿业（集团）健邦医疗科技有限公司 |
| 35875 | 一次性使用医用橡胶检查手套灭菌       | 7.5#         | L#           | 陕西三立矿业（集团）健邦医疗科技有限公司 | 陕西三立矿业（集团）健邦医疗科技有限公司 |
| 35881 | 一次性使用妇用壳聚糖凝胶          | C-II         | C-II         | 常州市新春医疗器械科技有限公司      | 常州市新春医疗器械科技有限公司      |
| 36091 | 一次性阴道照明扩张器            | YZYKQ-100×28 | YZYKQ-100×28 | 沈阳康来福医疗器械有限公司        | 沈阳康来福医疗器械有限公司        |
| 36373 | 一次性使用橡胶检查手套（盒装，丁腈，无粉） | 7.5#         | 无粉           | 艾迈柯思贸易（上海）有限公司       | 艾迈柯思贸易（上海）有限公司       |

| 流水号   | 产品名称                | 产品规格      | 产品型号             | 生产企业                    | 挂网企业                    |
|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 36985 | 爽芙洁免洗手消毒液           | 1000ml    | 液体               | 郑州市科源消毒科技有限公司           | 郑州市科源消毒科技有限公司           |
| 37071 | Micro-Touch检查手套(盒装) | S         | Latex(有粉)        | 安思尔（上海）商贸有限公司           | 安思尔（上海）商贸有限公司           |
| 37072 | Micro-Touch检查手套(盒装) | M         | Latex(有粉)        | 安思尔（上海）商贸有限公司           | 安思尔（上海）商贸有限公司           |
| 37073 | Micro-Touch检查手套(盒装) | L         | Latex(有粉)        | 安思尔（上海）商贸有限公司           | 安思尔（上海）商贸有限公司           |
| 37378 | 一次性使用鼻氧管            | 双孔        | 婴儿, 032-10-105CH | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 37383 | 一次性使用集尿袋            | 可排放2000ML | 可排放型2L00-2206CH  | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 37765 | 一次性使用无菌注射器带针        | 1ml       | 0.45*20RWLB      | 广西北仑河医科工业集团有限公司         | 广西北仑河医科工业集团有限公司         |
| 37766 | 一次性使用无菌注射器带针        | 1ml       | 0.5*16TWLB       | 广西北仑河医科工业集团有限公司         | 广西北仑河医科工业集团有限公司         |
| 37767 | 一次性使用无菌注射器带针        | 1ml       | 0.5*20TWLB       | 广西北仑河医科工业集团有限公司         | 广西北仑河医科工业集团有限公司         |
| 37768 | 一次性使用无菌注射器带针        | 1ml       | 0.6*25TWLB       | 广西北仑河医科工业集团有限公司         | 广西北仑河医科工业集团有限公司         |
| 37769 | 一次性使用无菌注射器带针        | 1ml       | 0.6*28TWLB       | 广西北仑河医科工业集团有限公司         | 广西北仑河医科工业集团有限公司         |
| 37770 | 一次性使用无菌注射器带针        | 2ml       | 0.5*16TWLB       | 广西北仑河医科工业集团有限公司         | 广西北仑河医科工业集团有限公司         |



| 流水号   | 产品名称         | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------|------|------------|-----------------|-----------------|
| 37771 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2ml  | 0.5*20TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37772 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2ml  | 0.6*25TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37773 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2ml  | 0.6*28TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37776 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml  | 0.5*16TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37777 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml  | 0.5*20TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37778 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml  | 0.6*25TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37779 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml  | 0.6*28TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37780 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml  | 0.7*32TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37786 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | 0.8*32TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37787 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | 0.8*38TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37788 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | 0.9*32TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37789 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml | 0.9*38TWSB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格         | 产品型号            | 生产企业                    | 挂网企业                    |
|-------|--------------|--------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 37790 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml         | 1.2*32TWLB      | 广西北仑河医科工业集团有限公司         | 广西北仑河医科工业集团有限公司         |
| 37791 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml         | 1.2*38TWSB      | 广西北仑河医科工业集团有限公司         | 广西北仑河医科工业集团有限公司         |
| 37861 | 一次性使用鼻氧管     | 双孔           | 成人：032-10-101CH | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 37862 | 一次性使用鼻氧管     | 双孔           | 婴儿032-10-105CH  | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 37863 | 一次性使用鼻氧管     | 双孔           | 儿童，032-10-103CH | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 37872 | 一次性使用输氧面罩    | 普通型          | 032-10-002NCCH  | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 37877 | 一次性使用输氧面罩    | 032-10-091CH | 气切型             | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 37886 | 一次性使用集尿袋     | 腿袋500ml      | 00-1503LCH      | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 37888 | 一次性使用集尿袋     | 精密尿袋2500ML   | 00-1225CH       | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 37889 | 一次性使用集尿袋     | 抗感染 2000ML   | 00-1208CH       | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 37891 | 一次性用雾化器及管路   | 032-10-091CH | 卧式儿童            | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 37893 | 一次性用雾化器及管路   | 032-10-091CH | 卧式婴儿            | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业                    | 挂网企业                    |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 37894 | 造口袋          | 00-912-110CH | 一件式，45mm,    | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 37899 | 造口袋          | 00-922-270CH | 二件式，38mm,    | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 37902 | 造口袋          | 00-922-257CH | 二件式，70mm,    | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 37905 | 呼吸回路         | 成人           | 气囊型成人        | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 37906 | 呼吸回路         | 成人           | 结水杯型，成人，     | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 37908 | 呼吸回路         | 儿童           | 038-01-110CH | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 37913 | 透气胶带         | 12. 5X9140   |              | 扬州市国康医疗器械厂              | 扬州市国康医疗器械厂              |
| 37914 | 透气胶带         | 25X9140      |              | 扬州市国康医疗器械厂              | 扬州市国康医疗器械厂              |
| 37919 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml         | 0. 8*32TWLB  | 广西北仑河医科工业集团有限公司         | 广西北仑河医科工业集团有限公司         |
| 37920 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml         | 0. 8*38TWLB  | 广西北仑河医科工业集团有限公司         | 广西北仑河医科工业集团有限公司         |
| 37921 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml         | 0. 9*32TWLB  | 广西北仑河医科工业集团有限公司         | 广西北仑河医科工业集团有限公司         |
| 37922 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml         | 0. 9*38TWSB  | 广西北仑河医科工业集团有限公司         | 广西北仑河医科工业集团有限公司         |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格 | 产品型号        | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------|------|-------------|-----------------|-----------------|
| 37923 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml | 1. 2*32TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37924 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml | 1. 2*38TWSB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37925 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml | 1. 6*32TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37926 | 一次性使用无菌注射器带针 | 30ml | 0. 8*38TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37927 | 一次性使用无菌注射器带针 | 30ml | 0. 9*32TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37928 | 一次性使用无菌注射器带针 | 30ml | 0. 9*38TWSB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37929 | 一次性使用无菌注射器带针 | 30ml | 1. 2*32TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37930 | 一次性使用无菌注射器带针 | 30ml | 1. 2*38TWSB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37931 | 一次性使用无菌注射器带针 | 30ml | 1. 6*32TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37932 | 一次性使用无菌注射器带针 | 50ml | 0. 8*32TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37933 | 一次性使用无菌注射器带针 | 50ml | 0. 9*32TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37934 | 一次性使用无菌注射器带针 | 50ml | 0. 8*38TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |

| 流水号   | 产品名称           | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|----------------|------|------------|-----------------|-----------------|
| 37935 | 一次性使用无菌注射器带针   | 50ml | 0.9*38TWSB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37936 | 一次性使用无菌注射器带针   | 50ml | 1.2*32TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37937 | 一次性使用无菌注射器带针   | 50ml | 1.2*38TWSB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37938 | 一次性使用无菌注射器带针   | 50ml | 1.6*32TWLB | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37960 | 一次性使用无菌溶药注射器带针 | 10ml | 0.8mm侧孔针   | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37969 | 一次性使用无菌溶药注射器带针 | 10ml | 0.9mm斜面针   | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37970 | 一次性使用无菌溶药注射器带针 | 10ml | 0.9mm侧孔针   | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37971 | 一次性使用无菌溶药注射器带针 | 10ml | 1.1mm斜面针   | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37972 | 一次性使用无菌溶药注射器带针 | 10ml | 1.1mm侧孔针   | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37973 | 一次性使用无菌溶药注射器带针 | 10ml | 1.2mm斜面针   | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37974 | 一次性使用无菌溶药注射器带针 | 10ml | 1.2mm侧孔针   | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37975 | 一次性使用无菌溶药注射器带针 | 10ml | 1.4mm斜面针   | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |

| 流水号   | 产品名称               | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------------|------|----------|-----------------|-----------------|
| 37976 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 10ml | 1.4mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37977 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 10ml | 1.6mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37978 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 10ml | 1.6mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37979 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 10ml | 1.8mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37980 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 10ml | 1.8mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37981 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 10ml | 2.1mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37982 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 10ml | 2.4mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37983 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 10ml | 2.4mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37984 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 10ml | 2.1mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37991 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 20ml | 0.9mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37992 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 20ml | 0.9mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37993 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 20ml | 1.1mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |

| 流水号   | 产品名称               | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------------|------|----------|-----------------|-----------------|
| 37994 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 20ml | 1.1mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37995 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 20ml | 1.2mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37996 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 20ml | 1.2mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37997 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 20ml | 1.4mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37998 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 20ml | 1.4mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 37999 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 20ml | 1.6mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38000 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 20ml | 1.6mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38001 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 20ml | 1.8mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38002 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 20ml | 1.8mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38003 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 20ml | 2.1mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38004 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 20ml | 2.1mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38005 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 20ml | 2.4mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |

| 流水号   | 产品名称               | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------------|------|----------|-----------------|-----------------|
| 38006 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 20ml | 2.4mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38018 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 30ml | 0.9mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38019 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 30ml | 0.9mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38020 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 30ml | 1.1mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38021 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 30ml | 1.1mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38022 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 30ml | 1.2mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38023 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 30ml | 1.2mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38024 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 30ml | 1.4mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38025 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 30ml | 1.4mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38026 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 30ml | 1.6mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38027 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 30ml | 1.6mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38028 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 30ml | 1.8mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |



| 流水号   | 产品名称           | 产品规格   | 产品型号         | 生产企业                    | 挂网企业                    |
|-------|----------------|--------|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 38030 | 一次性使用无菌溶药注射器带针 | 30ml   | 1.8mm侧孔针     | 广西北仑河医科工业集团有限公司         | 广西北仑河医科工业集团有限公司         |
| 38031 | 一次性使用无菌溶药注射器带针 | 30ml   | 2.1mm斜面针     | 广西北仑河医科工业集团有限公司         | 广西北仑河医科工业集团有限公司         |
| 38032 | 一次性使用无菌溶药注射器带针 | 30ml   | 2.1mm侧孔针     | 广西北仑河医科工业集团有限公司         | 广西北仑河医科工业集团有限公司         |
| 38033 | 一次性使用无菌溶药注射器带针 | 30ml   | 2.4mm斜面针     | 广西北仑河医科工业集团有限公司         | 广西北仑河医科工业集团有限公司         |
| 38034 | 一次性使用无菌溶药注射器带针 | 30ml   | 2.4mm侧孔针     | 广西北仑河医科工业集团有限公司         | 广西北仑河医科工业集团有限公司         |
| 38057 | 一次性使用输氧面罩      | 气切型 儿童 | 气切型儿童        | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 38058 | 呼吸回路           | 气囊型    | 038-01-110CH | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 38059 | 一次性使用无菌溶药注射器带针 | 50ml   | 0.9mm斜面孔     | 广西北仑河医科工业集团有限公司         | 广西北仑河医科工业集团有限公司         |
| 38060 | 呼吸回路           | 结水杯型   | 038-01-155CH | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |
| 38061 | 一次性使用无菌溶药注射器带针 | 50ml   | 0.9mm侧孔针     | 广西北仑河医科工业集团有限公司         | 广西北仑河医科工业集团有限公司         |
| 38062 | 一次性使用无菌溶药注射器带针 | 50ml   | 1.1mm斜面针     | 广西北仑河医科工业集团有限公司         | 广西北仑河医科工业集团有限公司         |
| 38063 | 呼吸回路           | 温湿型    | 038-31-756CH | 英国Flexicare Medical Ltd | 英国Flexicare Medical Ltd |

| 流水号   | 产品名称               | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------------|------|----------|-----------------|-----------------|
| 38064 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 50ml | 1.1mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38065 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 50ml | 1.2mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38066 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 50ml | 1.2mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38067 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 50ml | 1.4mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38068 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 50ml | 1.4mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38069 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 50ml | 1.6mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38070 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 50ml | 1.6mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38071 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 50ml | 1.8mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38072 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 50ml | 1.8mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38073 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 50ml | 2.1mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38074 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 50ml | 2.1mm侧孔针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38075 | 一次性使用无菌溶药注射器<br>带针 | 50ml | 2.4mm斜面针 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |

| 流水号   | 产品名称           | 产品规格          | 产品型号         | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|----------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 38076 | 一次性使用无菌溶药注射器带针 | 50ml          | 2.4mm侧孔针     | 广西北仑河医科工业集团有限公司 | 广西北仑河医科工业集团有限公司 |
| 38079 | 一次性无菌帽子        | 中号            | 中号           | 河南省科隆医疗器械有限公司   | 河南省科隆医疗器械有限公司   |
| 38080 | 一次性使用光学窥喉镜     | 婴儿            | 婴儿型AC-041    | 珠海博导医疗器械有限公司    | 珠海博导医疗器械有限公司    |
| 38081 | 分体式可视喉镜        | AC-511        | AC-511       | 珠海博导医疗器械有限公司    | 珠海博导医疗器械有限公司    |
| 38082 | 分体式可视喉镜        | AC-521        | AC-521       | 珠海博导医疗器械有限公司    | 珠海博导医疗器械有限公司    |
| 38083 | 分体式可视喉镜        | AC-501        | AC-501       | 珠海博导医疗器械有限公司    | 珠海博导医疗器械有限公司    |
| 38084 | 分体式可视喉镜        | AC-590        | AC-590       | 珠海博导医疗器械有限公司    | 珠海博导医疗器械有限公司    |
| 38121 | 一次性皮肤缝合器       | XK-0901B-25W  | XK-0901B-25W | 郑州鑫康医疗器械有限公司    | 郑州鑫康医疗器械有限公司    |
| 38122 | 一次性皮肤缝合器       | XK-0901B-35W  | XK-0901B-35W | 郑州鑫康医疗器械有限公司    | 郑州鑫康医疗器械有限公司    |
| 38123 | 一次性皮肤缝合器       | XK-0901B-40W  | XK-0901B-40W | 郑州鑫康医疗器械有限公司    | 郑州鑫康医疗器械有限公司    |
| 38140 | 血糖试片（葡萄糖脱氢酶法）  | 25片/瓶，2瓶/盒    | AGM-4000     | 宁波东健生物科技有限公司    | 宁波东健生物科技有限公司    |
| 38147 | 一次性使用中单        | 80cm×120cmPE膜 | II型          | 河南省华裕医疗器械有限公司   | 河南省华裕医疗器械有限公司   |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格                | 产品型号                   | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------|---------------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 38150 | 一次性使用中单      | 130cm×220cmPE膜      | I型                     | 河南省华裕医疗器械有限公司   | 河南省华裕医疗器械有限公司   |
| 38245 | 一次性使用备皮包     | NULL                |                        | 苏州市华豪医疗器械有限公司   | 苏州市华豪医疗器械有限公司   |
| 38261 | 棉签           | 18cm                | 18cm特殊染色型（含醋酸溶液和复方碘溶液） | 杭州爱光医疗器械有限公司    | 杭州爱光医疗器械有限公司    |
| 38263 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 妇科荧光检查型             | 妇科荧光检查型                | 杭州爱光医疗器械有限公司    | 杭州爱光医疗器械有限公司    |
| 38274 | 一次性使用气管切开套管  | 8. 0#               | 8. 0#                  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 38276 | 一次性使用医用帽     | 65*15cm             | 常规                     | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 38290 | 一次性使用气管切开套管  | 6. 5#               | 6. 5#                  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 38292 | 一次性使用气管切开套管  | 7                   | 7                      | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 38293 | 一次性使用气管切开套管  | 7. 5#               | 7. 5#                  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 38305 | 一次性使用气管切开套管  | 8. 5#               | 8. 5#                  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 38306 | 一次性使用气管切开套管  | 9. 0#               | 9. 0#                  | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 38307 | 一次性医用口罩      | 松紧带口罩二层17. 5*9. 5cm | A-2                    | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格              | 产品型号    | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|-----------|-------------------|---------|-----------------|-----------------|
| 38308 | 一次性医用口罩   | 松紧带口罩三层17.5*9.5cm | A-3     | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 | 濮阳市协和医疗器械制品有限公司 |
| 38323 | 一次性使用吸引管  | F26               | B型（弯管型） | 江苏平安医疗器械有限公司    | 江苏平安医疗器械有限公司    |
| 38324 | 一次性使用塑料手套 | 中号                | 中号      | 江苏平安医疗器械有限公司    | 江苏平安医疗器械有限公司    |
| 38325 | 自粘性无菌敷料   | 10×15cm           | B型      | 江苏平安医疗器械有限公司    | 江苏平安医疗器械有限公司    |
| 38326 | 自粘性无菌敷料   | 10×20cm           | B型      | 江苏平安医疗器械有限公司    | 江苏平安医疗器械有限公司    |
| 38327 | 自粘性无菌敷料   | 10×25cm           | B型      | 江苏平安医疗器械有限公司    | 江苏平安医疗器械有限公司    |
| 38328 | 医用薄膜手术巾   | 30cm*40cm         | A型      | 江苏平安医疗器械有限公司    | 江苏平安医疗器械有限公司    |
| 38337 | 医用薄膜手术巾   | 40cm*50cm         | A型      | 江苏平安医疗器械有限公司    | 江苏平安医疗器械有限公司    |
| 38338 | 医用薄膜手术巾   | 50cm*60cm         | A型      | 江苏平安医疗器械有限公司    | 江苏平安医疗器械有限公司    |
| 38339 | 医用薄膜手术巾   | 20cm*30cm         | B型      | 江苏平安医疗器械有限公司    | 江苏平安医疗器械有限公司    |
| 38340 | 医用薄膜手术巾   | 30cm*40cm         | B型      | 江苏平安医疗器械有限公司    | 江苏平安医疗器械有限公司    |
| 38341 | 医用薄膜手术巾   | 40cm*50cm         | B型      | 江苏平安医疗器械有限公司    | 江苏平安医疗器械有限公司    |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格      | 产品型号        | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 38342 | 医用薄膜手术巾    | 50cm*60cm | B型          | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 |
| 38343 | 医用薄膜手术巾    | 7cm*11cm  | B型          | 江苏平安医疗器械有限公司 | 江苏平安医疗器械有限公司 |
| 38352 | 一次性使用真空采血管 | 2ml       | 血沉          | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |
| 38358 | 一次性使用真空采血管 | 3ml       | 血常规（EDTAK2） | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |
| 38359 | 一次性使用真空采血管 | 3ml       | 血常规（EDTAK3） | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |
| 38360 | 一次性使用真空采血管 | 4ml       | 普通管         | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |
| 38361 | 一次性使用真空采血管 | 5ml       | 促凝          | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |
| 38362 | 一次性使用真空采血管 | 5ml       | 肝素钠         | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |
| 38364 | 一次性使用真空采血管 | 2ml       | 血凝          | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |
| 38365 | 一次性使用口罩    | 小         | 绑带口罩（绑带式）   | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |
| 38366 | 一次性使用口罩    | 大         | 绑带口罩（绑带式）   | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |
| 38367 | 一次性使用口罩    | 小         | 弹力口罩（挂耳式）   | 江西长青医疗科技有限公司 | 江西长青医疗科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格      | 产品型号            | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| 38368 | 一次性使用口罩    | 大         | 弹力口罩（挂耳式）       | 江西长青医疗科技有限公司   | 江西长青医疗科技有限公司   |
| 38369 | 一次性使用帽子    | 小         | 手工帽             | 江西长青医疗科技有限公司   | 江西长青医疗科技有限公司   |
| 38370 | 一次性使用帽子    | 大         | A型手工帽           | 江西长青医疗科技有限公司   | 江西长青医疗科技有限公司   |
| 38371 | 一次性使用帽子    | 小         | B型条形帽           | 江西长青医疗科技有限公司   | 江西长青医疗科技有限公司   |
| 38372 | 一次性使用帽子    | 大         | B型条形帽           | 江西长青医疗科技有限公司   | 江西长青医疗科技有限公司   |
| 38373 | 一次性使用静脉采血针 | 0.9**26mm | CQ-S型           | 江西长青医疗科技有限公司   | 江西长青医疗科技有限公司   |
| 38374 | 医用护理垫      | 45*50     | A型              | 江西长青医疗科技有限公司   | 江西长青医疗科技有限公司   |
| 38375 | 一次性使用口罩    | 17cm×16cm | A型：耳挂式          | 江西恒邦医疗器械有限公司   | 江西恒邦医疗器械有限公司   |
| 38376 | 一次性使用口罩    | 17cm×17cm | A型：耳挂式          | 江西恒邦医疗器械有限公司   | 江西恒邦医疗器械有限公司   |
| 38377 | 医用外科口罩     | 17cm×17cm | I型：长方形          | 江西恒邦医疗器械有限公司   | 江西恒邦医疗器械有限公司   |
| 38429 | 胃管         | WGS-I-14  | 双腔I型（减压型）、含导丝   | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38430 | 胃管         | WGS-I-14  | 双腔I型（十二指肠型）、含导丝 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |

| 流水号   | 产品名称 | 产品规格        | 产品型号                   | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------|-------------|------------------------|----------------|----------------|
| 38431 | 胃管   | WGS-I-14    | 双腔I型（空肠营养型）、含导丝        | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38432 | 胃管   | WGS-II-14   | 双腔II型（减压型）、含导丝         | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38433 | 胃管   | WGS-II-14   | 双腔II型（十二指肠型）、含导丝       | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38434 | 胃管   | WGS-II-14   | 双腔II型（空肠营养型）、含导丝       | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38435 | 胃管   | WGT-II-14-B | 三腔II型（减压型），带吸氧附件，含导丝   | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38436 | 胃管   | WGT-II-14-B | 三腔II型（十二指肠型），带吸氧附件，含导丝 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38437 | 胃管   | WGT-II-14-B | 三腔II型（空肠营养型），带吸氧附件，含导丝 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38442 | 胃管   | WGS-I-16    | 双腔I型（减压型）、含导丝          | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38443 | 胃管   | WGS-I-16    | 双腔I型（十二指肠型）、含导丝        | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38444 | 胃管   | WGS-I-16    | 双腔I型（空肠营养型）、含导丝        | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38445 | 胃管   | WGS-II-16   | 双腔II型（减压型）、含导丝         | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38446 | 胃管   | WGS-II-16   | 双腔II型（十二指肠型）、含导丝       | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |



| 流水号   | 产品名称 | 产品规格        | 产品型号                   | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------|-------------|------------------------|----------------|----------------|
| 38447 | 胃管   | WGS-II-16   | 双腔II型（空肠营养型）、含导丝       | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38448 | 胃管   | WGT-I-16-B  | 三腔I型（减压型），带吸氧附件，含导丝    | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38449 | 胃管   | WGT-I-16-B  | 三腔I型（十二指肠型），带吸氧附件，含导丝  | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38450 | 胃管   | WGT-I-16-B  | 三腔I型（空肠营养型），带吸氧附件，含导丝  | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38451 | 胃管   | WGT-II-16-B | 三腔II型（减压型），带吸氧附件，含导丝   | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38452 | 胃管   | WGT-II-16-B | 三腔II型（十二指肠型），带吸氧附件，含导丝 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38453 | 胃管   | WGT-II-16-B | 三腔II型（空肠营养型），带吸氧附件，含导丝 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38454 | 胃管   | WGS-I-18    | 双腔I型（减压型）、含导丝          | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38455 | 胃管   | WGS-I-18    | 双腔I型（十二指肠型）、含导丝        | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38456 | 胃管   | WGS-I-18    | 双腔I型（空肠营养型）、含导丝        | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38457 | 胃管   | WGS-II-18   | 双腔II型（减压型）、含导丝         | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38458 | 胃管   | WGS-II-18   | 双腔II型（十二指肠型）、含导丝       | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格         | 产品型号                   | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------|--------------|------------------------|----------------|----------------|
| 38459 | 胃管       | WGS-II-18    | 双腔II型（空肠营养型）、含导丝       | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38460 | 胃管       | WGT-II-18-B  | 三腔II型（减压型），带吸氧附件，含导丝   | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38461 | 胃管       | WGT-II-18-B  | 三腔II型（十二指肠型），带吸氧附件，含导丝 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38462 | 胃管       | WGT-II-18-B  | 三腔II型（空肠营养型），带吸氧附件，含导丝 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 | 浙江善仁医疗设备制造有限公司 |
| 38482 | 一次性使用手术单 | 120*220cm    | 垫单：H1型                 | 江西海福特卫生用品有限公司  | 江西海福特卫生用品有限公司  |
| 38488 | 一次性使用手术单 | 250*150cm    | 洞巾：T2型                 | 江西海福特卫生用品有限公司  | 江西海福特卫生用品有限公司  |
| 38557 | 一次性使用手术衣 | 130*120cm无纺布 | 130*120（单位：cm）         | 江西海福特卫生用品有限公司  | 江西海福特卫生用品有限公司  |
| 38562 | 一次性使用手术单 | 90*220cm     | 垫单：H1型                 | 江西海福特卫生用品有限公司  | 江西海福特卫生用品有限公司  |
| 38584 | 高分子固定绷带  | 5cm×360cm    | MAC-2000               | 大连益众经贸有限公司     | 大连益众经贸有限公司     |
| 38585 | 高分子固定绷带  | 7.5cm×360cm  | MAC-3000               | 大连益众经贸有限公司     | 大连益众经贸有限公司     |
| 38586 | 高分子固定绷带  | 10cm×360cm   | MAC-4000               | 大连益众经贸有限公司     | 大连益众经贸有限公司     |
| 38587 | 高分子固定绷带  | 12.5cm×360cm | MAC-5000               | 大连益众经贸有限公司     | 大连益众经贸有限公司     |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格         | 产品型号               | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------|--------------|--------------------|----------------|----------------|
| 38588 | 医用外固定夹板  | 7.5cm×30cm   | MP03120            | 大连益众经贸有限公司     | 大连益众经贸有限公司     |
| 38591 | 医用外固定夹板  | 10cm×76cm    | MP04300            | 大连益众经贸有限公司     | 大连益众经贸有限公司     |
| 38592 | 医用外固定夹板  | 12.5cm×76cm  | MP05300            | 大连益众经贸有限公司     | 大连益众经贸有限公司     |
| 38593 | 医用外固定夹板  | 12.5cm×115cm | MP05450            | 大连益众经贸有限公司     | 大连益众经贸有限公司     |
| 38595 | 人体组织粘合剂  | 0.3ml        | 0.3ml              | 大连益众经贸有限公司     | 大连益众经贸有限公司     |
| 38596 | 中心静脉导管   | 5.5Fr        | SWL-1996-02C-02-10 | 上海东顺医疗器械有限公司   | 上海东顺医疗器械有限公司   |
| 38656 | 银铜离子敷料贴  | 10cm*10cm    |                    | 山西康灵医疗器械有限公司   | 山西康灵医疗器械有限公司   |
| 38657 | 银铜离子敷料贴  | 10cm*15cm    |                    | 山西康灵医疗器械有限公司   | 山西康灵医疗器械有限公司   |
| 38658 | 妇科用阴道填塞器 | 普通型          | 普通型                | 湖南华联康生物科技有限公司  | 湖南华联康生物科技有限公司  |
| 38662 | 医用高分子夹板  | 7.5*40       | akb31              | 湖南华联康生物科技有限公司  | 湖南华联康生物科技有限公司  |
| 38663 | 弹力绷带     | ZS           | M                  | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 |
| 38664 | 功效型留置针贴  | 6cm*7cm      | 普通型                | 山西康灵医疗器械有限公司   | 山西康灵医疗器械有限公司   |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格     | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------|----------|---------|----------------|----------------|
| 38665 | 功效型留置针贴       | 6cm*7cm  | 复合型     | 山西康灵医疗器械有限公司   | 山西康灵医疗器械有限公司   |
| 38666 | 弹力绷带          | ZS       | L       | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 |
| 38667 | 弹力绷带          | ZS       | XL      | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 |
| 38668 | 弹力绷带          | FC       | M       | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 |
| 38669 | 弹力绷带          | FC       | L       | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 |
| 38670 | 弹力绷带          | FC       | XL      | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 |
| 38671 | 弹力绷带          | MN       | M       | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 |
| 38672 | 弹力绷带          | MN       | L       | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 |
| 38673 | 弹力绷带          | MN       | XL      | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 | 南京拜森道尔医疗器械有限公司 |
| 38674 | 医用外固定夹板       | 7.5*89cm | MP03350 | 大连益众经贸有限公司     | 大连益众经贸有限公司     |
| 38675 | 医用外固定夹板       | 10*38cm  | MP04150 | 大连益众经贸有限公司     | 大连益众经贸有限公司     |
| 38700 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5#     | 有粉表面    | 江西丹美实业有限公司     | 江西丹美实业有限公司     |

| 流水号   | 产品名称           | 产品规格             | 产品型号            | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|----------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|
| 38701 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套  | 6.5#             | 无粉表面            | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 38702 | 检查手套           | 中号               |                 | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 38703 | 一次性使用橡胶检查手套    | 6.5#             |                 | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 38704 | 一次性使用橡胶检查手套    | 6.5#             |                 | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 38760 | 压敏胶带           | 1.25cm×910cm 无纺布 | 1.25cm×910cm无纺布 | 菏泽三木卫生材料有限公司 | 菏泽三木卫生材料有限公司 |
| 38761 | 压敏胶带           | 1.25cm×910cm PE  | 1.25cm×910cmPE  | 菏泽三木卫生材料有限公司 | 菏泽三木卫生材料有限公司 |
| 38763 | 一次性使用会阴冷敷垫     | YH-LF-100        | YH-LF-100       | 江西瀛海医疗器械有限公司 | 江西瀛海医疗器械有限公司 |
| 38764 | 一次性使用会阴冷敷垫     | YH-LF-150        | YH-LF-150       | 江西瀛海医疗器械有限公司 | 江西瀛海医疗器械有限公司 |
| 38765 | 一次性使用会阴冷敷垫     | YH-LF-200        | YH-LF-200       | 江西瀛海医疗器械有限公司 | 江西瀛海医疗器械有限公司 |
| 38766 | 一次性使用会阴冷敷垫     | YH-LF-250        | YH-LF-250       | 江西瀛海医疗器械有限公司 | 江西瀛海医疗器械有限公司 |
| 38774 | 引流管固定换药敷料（康泰定） | YH-12F           | YH-12F          | 江西瀛海医疗器械有限公司 | 江西瀛海医疗器械有限公司 |
| 38775 | 引流管固定换药敷料（康泰定） | YH-16F           | YH-16F          | 江西瀛海医疗器械有限公司 | 江西瀛海医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称           | 产品规格   | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|----------------|--------|-----------|--------------|--------------|
| 38776 | 引流管固定换药敷料（康泰定） | YH-20F | YH-20F    | 江西瀛海医疗器械有限公司 | 江西瀛海医疗器械有限公司 |
| 38777 | 引流管固定换药敷料（康泰定） | YH-24F | YH-24F    | 江西瀛海医疗器械有限公司 | 江西瀛海医疗器械有限公司 |
| 38778 | 引流管固定换药敷料（康泰定） | YH-28F | YH-28F    | 江西瀛海医疗器械有限公司 | 江西瀛海医疗器械有限公司 |
| 38779 | 引流管固定换药敷料（康泰定） | YH-32F | YH-32F    | 江西瀛海医疗器械有限公司 | 江西瀛海医疗器械有限公司 |
| 38780 | 引流管固定换药敷料（康泰定） | YH-36F | YH-36F    | 江西瀛海医疗器械有限公司 | 江西瀛海医疗器械有限公司 |
| 38788 | 一次性麻醉面罩        | 儿童     | 2#（幼儿用）   | 扬州莱斯特科技有限公司  | 扬州莱斯特科技有限公司  |
| 38789 | 一次性麻醉面罩        | 儿童     | 3#（小孩用）   | 扬州莱斯特科技有限公司  | 扬州莱斯特科技有限公司  |
| 38790 | 一次性麻醉面罩        | 成人     | 5#（成人用中码） | 扬州莱斯特科技有限公司  | 扬州莱斯特科技有限公司  |
| 38791 | 一次性麻醉面罩        | 成人     | 6#（成人用大码） | 扬州莱斯特科技有限公司  | 扬州莱斯特科技有限公司  |
| 38793 | 一次性使用引流管       | 胸腔引流管  | 2. 7mm    | 扬州莱斯特科技有限公司  | 扬州莱斯特科技有限公司  |
| 38794 | 一次性使用引流管       | 胸腔引流管  | 3. 3mm    | 扬州莱斯特科技有限公司  | 扬州莱斯特科技有限公司  |
| 38795 | 一次性使用引流管       | 胸腔引流管  | 4. 0mm    | 扬州莱斯特科技有限公司  | 扬州莱斯特科技有限公司  |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格  | 产品型号    | 生产企业        | 挂网企业        |
|-------|----------|-------|---------|-------------|-------------|
| 38796 | 一次性使用引流管 | 胸腔引流管 | 5. 3mm  | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 38797 | 一次性使用引流管 | 胸腔引流管 | 6. 0mm  | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 38798 | 一次性使用引流管 | 胸腔引流管 | 7. 3mm  | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 38800 | 一次性使用引流管 | 胸腔引流管 | 8. 0mm  | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 38801 | 一次性使用引流管 | 胸腔引流管 | 8. 7mm  | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 38802 | 一次性使用引流管 | 胸腔引流管 | 9. 3mm  | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 38803 | 一次性使用引流管 | 胸腔引流管 | 10. 0mm | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 38804 | 一次性使用引流管 | 胸腔引流管 | 12. 0mm | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 38805 | 一次性使用引流管 | 腹腔引流管 | 2. 7mm  | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 38806 | 一次性使用引流管 | 腹腔引流管 | 3. 3mm  | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 38807 | 一次性使用引流管 | 腹腔引流管 | 4. 0mm  | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |
| 38808 | 一次性使用引流管 | 腹腔引流管 | 4. 7mm  | 扬州莱斯特科技有限公司 | 扬州莱斯特科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格   | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|--------|---------|----------------|----------------|
| 38809 | 一次性使用引流管   | 腹腔引流管  | 5. 3mm  | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 38810 | 一次性使用引流管   | 腹腔引流管  | 6. 0mm  | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 38811 | 一次性使用引流管   | 腹腔引流管  | 6. 7mm  | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 38812 | 一次性使用引流管   | 腹腔引流管  | 7. 3mm  | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 38813 | 一次性使用引流管   | 腹腔引流管  | 8. 0mm  | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 38814 | 一次性使用引流管   | 腹腔引流管  | 8. 7mm  | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 38815 | 一次性使用引流管   | 腹腔引流管  | 9. 3mm  | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 38816 | 一次性使用引流管   | 腹腔引流管  | 10. 0mm | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 38817 | 一次性使用引流管   | 腹腔引流管  | 12. 0mm | 扬州莱斯特科技有限公司    | 扬州莱斯特科技有限公司    |
| 38819 | 一次性使用气管插管包 | ID2. 5 | ID2. 5  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38820 | 一次性使用气管插管包 | ID3. 0 | 加强型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38821 | 一次性使用气管插管包 | ID3. 0 | 普通型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |



| 流水号   | 产品名称       | 产品规格  | 产品型号 | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|-------|------|----------------|----------------|
| 38822 | 一次性使用气管插管包 | ID3.5 | 普通型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38823 | 一次性使用气管插管包 | ID4.0 | 普通型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38824 | 一次性使用气管插管包 | ID4.5 | 普通型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38825 | 一次性使用气管插管包 | ID5.0 | 普通型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38826 | 一次性使用气管插管包 | ID5.5 | 普通型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38841 | 一次性使用气管插管包 | ID6.0 | 普通型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38842 | 一次性使用气管插管包 | ID6.5 | 普通型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38843 | 一次性使用气管插管包 | ID7.0 | 普通型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38844 | 一次性使用气管插管包 | ID7.5 | 普通型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38845 | 一次性使用气管插管包 | ID3.5 | 加强型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38846 | 一次性使用气管插管包 | ID4.0 | 加强型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38847 | 一次性使用气管插管包 | ID4.5 | 加强型  | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格  | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|-------|---------|----------------|----------------|
| 38848 | 一次性使用气管插管包 | ID5.0 | 加强型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38849 | 一次性使用气管插管包 | ID5.5 | 加强型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38850 | 一次性使用气管插管包 | ID6.0 | 加强型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38851 | 一次性使用气管插管包 | ID6.5 | 加强型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38852 | 一次性使用气管插管包 | ID7.0 | 加强型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38853 | 一次性使用气管插管包 | ID7.5 | 加强型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38854 | 一次性使用气管插管包 | ID8.0 | 加强型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38858 | 一次性使用气管插管包 | ID8.0 | 普通型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38861 | 医用阴道冲洗器    | 200ML | B型阴道冲洗器 | 广东彩钦医疗器械有限公司   | 广东彩钦医疗器械有限公司   |
| 38866 | 一次性使用无菌导尿包 | 10FR  | 双腔儿童型   | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38867 | 一次性使用无菌导尿包 | 12FR  | 双腔成人型   | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38868 | 一次性使用无菌导尿包 | 14FR  | 双腔成人型   | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|-----------|-----------|----------------|----------------|
| 38869 | 一次性使用无菌导尿包 | 16FR      | 双腔成人型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38870 | 一次性使用无菌导尿包 | 18FR      | 双腔成人型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38871 | 一次性使用无菌导尿包 | 20FR      | 双腔成人型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38872 | 一次性使用手术衣   | 120*120cm | 120*120cm | 南昌市兴兴医疗器械有限公司  | 南昌市兴兴医疗器械有限公司  |
| 38873 | 一次性使用无菌导尿包 | 22FR      | 双腔成人型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38874 | 一次性使用无菌导尿包 | 24FR      | 双腔成人型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38877 | 一次性使用手术单   | 80*120cm  | A型垫单      | 南昌市兴兴医疗器械有限公司  | 南昌市兴兴医疗器械有限公司  |
| 38878 | 一次性使用手术单   | 130*220cm | A型垫单      | 南昌市兴兴医疗器械有限公司  | 南昌市兴兴医疗器械有限公司  |
| 38880 | 医用阴道冲洗器    | 200ML     | A型会阴冲洗器   | 广东彩钦医疗器械有限公司   | 广东彩钦医疗器械有限公司   |
| 38892 | 一次性使用无菌导尿包 | 26FR      | 双腔成人型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38893 | 一次性使用无菌导尿包 | 28FR      | 双腔成人型     | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38909 | 一次性使用真空采血管 | 2ml       | EDTAK2    | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |

| 流水号   | 产品名称        | 产品规格           | 产品型号       | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-------------|----------------|------------|----------------|----------------|
| 38910 | 一次性使用真空采血管  | 2ml            | 枸橼酸钠1.4    | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38911 | 一次性使用输血器    | 1.2mm          | A1型        | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38919 | 一次性使用无菌注射器  | 5ml            | 0.7mm      | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38920 | 一次性使用无菌注射器  | 10ml           | 0.7mm      | 江西益康医疗器械集团有限公司 | 江西益康医疗器械集团有限公司 |
| 38922 | 一次性使用无菌导尿管  | 6.7mm (F20)    | 三腔有球囊      | 常熟市神灵医用器材有限公司  | 常熟市神灵医用器材有限公司  |
| 38923 | 一次性使用无菌导尿管  | 7.3mm (F22)    | 三腔有球囊      | 常熟市神灵医用器材有限公司  | 常熟市神灵医用器材有限公司  |
| 38924 | 一次性使用无菌导尿管  | 8.0mm (F24)    | 三腔有球囊      | 常熟市神灵医用器材有限公司  | 常熟市神灵医用器材有限公司  |
| 38925 | 一次性使用无菌导尿管  | 6.7mm (F20)    | 三腔有球囊带冲洗套塞 | 常熟市神灵医用器材有限公司  | 常熟市神灵医用器材有限公司  |
| 38926 | 一次性使用无菌导尿管  | 7.3mm (F22)    | 三腔有球囊带冲洗套塞 | 常熟市神灵医用器材有限公司  | 常熟市神灵医用器材有限公司  |
| 38927 | 一次性使用无菌导尿管  | 8.0mm (F24)    | 三腔有球囊带冲洗套塞 | 常熟市神灵医用器材有限公司  | 常熟市神灵医用器材有限公司  |
| 39034 | 一次性使用多功能引流管 | M5A (Φ5×450mm) | M5A        | 广东先来医疗器械有限公司   | 广东先来医疗器械有限公司   |
| 39035 | 一次性使用负压引流瓶  | 400ml          | W-III      | 广东先来医疗器械有限公司   | 广东先来医疗器械有限公司   |

| 流水号   | 产品名称    | 产品规格         | 产品型号                           | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------|--------------|--------------------------------|----------------|----------------|
| 39037 | 真空采血管   | 2ml          | 血常规、血沉、血凝、<br>肝素钠、促凝、分离胶<br>生化 | 福州长庚医疗器械有限公司   | 福州长庚医疗器械有限公司   |
| 39038 | 真空采血管   | 3ml          | 血常规、血沉、血凝、<br>肝素钠、促凝、分离胶<br>生化 | 福州长庚医疗器械有限公司   | 福州长庚医疗器械有限公司   |
| 39039 | 真空采血管   | 4ml          | 血常规、血沉、血凝、<br>肝素钠、促凝、分离胶<br>生化 | 福州长庚医疗器械有限公司   | 福州长庚医疗器械有限公司   |
| 39040 | 真空采血管   | 5ml          | 血常规、血沉、血凝、<br>肝素钠、促凝、分离胶<br>生化 | 福州长庚医疗器械有限公司   | 福州长庚医疗器械有限公司   |
| 39048 | 医用高分子夹板 | 10cm×75cm    | XB430                          | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 |
| 39049 | 医用高分子夹板 | 12.5cm×75cm  | XB530                          | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 |
| 39050 | 医用高分子夹板 | 15cm×75cm    | XB630                          | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 |
| 39051 | 医用纱布敷料  | 40cm×50cm    | 40cm*50cm                      | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 39052 | 医用纱布敷料  | 40cm×40cm-4p | 40cm*40cm-4p                   | 南昌益民医用卫生材料有限公司 | 南昌益民医用卫生材料有限公司 |
| 39060 | 固定夹板    | 7.5cm*89cm   | Duk-inS-SPLITE                 | 康美药业股份有限公司     | 康美药业股份有限公司     |
| 39061 | 固定夹板    | 12.5cm*114cm | Duk-inS-SPLITE                 | 康美药业股份有限公司     | 康美药业股份有限公司     |
| 39062 | 固定夹板    | 7.5cm*89cm   | Duk-inN-SPLINT                 | 康美药业股份有限公司     | 康美药业股份有限公司     |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格          | 产品型号           | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|---------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 39063 | 固定夹板          | 10cm*38cm     | Duk-inS-SPLITE | 康美药业股份有限公司      | 康美药业股份有限公司      |
| 39065 | 固定夹板          | 10cm*38cm     | Duk-inN-SPLINT | 康美药业股份有限公司      | 康美药业股份有限公司      |
| 39066 | 固定夹板          | 12.5cm*114cm  | Duk-inN-SPLINT | 康美药业股份有限公司      | 康美药业股份有限公司      |
| 39125 | 一次性使用手术衣      | 半身无袖型         | 半身无袖型          | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  | 湖南臻和亦康医疗用品有限公司  |
| 39128 | 一次性使用抗返流集尿袋   | 1500ML        | 普通型            | 常熟市博洋医疗器械有限公司   | 常熟市博洋医疗器械有限公司   |
| 39129 | 一次性使用抗返流集尿袋   | 2000ML        | 豪华型            | 常熟市博洋医疗器械有限公司   | 常熟市博洋医疗器械有限公司   |
| 39131 | 一次性使用抗返流负压引流器 | 400ML         | A型             | 常熟市博洋医疗器械有限公司   | 常熟市博洋医疗器械有限公司   |
| 39132 | 一次性使用抗返流负压引流器 | 800ML         | A型             | 常熟市博洋医疗器械有限公司   | 常熟市博洋医疗器械有限公司   |
| 39134 | 一次性使用抗返流集尿袋   | 1000ML        | 腿袋型            | 常熟市博洋医疗器械有限公司   | 常熟市博洋医疗器械有限公司   |
| 39147 | 医用高分子夹板       | 10cm x 75cm   | DSF430         | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 |
| 39148 | 医用高分子夹板       | 12.5cm x 75cm | DSF530         | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 |
| 39149 | 医用高分子夹板       | 15cm x 75cm   | DSF630         | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称             | 产品规格          | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 39150 | 医用高分子夹板          | 10cm x 75cm   | DSP430    | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 |
| 39151 | 医用高分子夹板          | 12.5cm x 75cm | DSP530    | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 |
| 39152 | 医用高分子夹板          | 15cm x 75cm   | DSP630    | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 | 苏州德佰丽医用材料科技有限公司 |
| 39154 | 一次性使用输血器（带针）     | B1 0.7×25     | B1        | 重庆三大伟业医疗用品有限公司  | 重庆三大伟业医疗用品有限公司  |
| 39155 | 一次性使用输血器（带针）     | B1 0.8×28     | B1        | 重庆三大伟业医疗用品有限公司  | 重庆三大伟业医疗用品有限公司  |
| 39156 | 一次性使用输血器（带针）     | B1 0.9×28     | B1        | 重庆三大伟业医疗用品有限公司  | 重庆三大伟业医疗用品有限公司  |
| 39157 | 一次性使用输血器（带针）     | B1 1.1×28     | B1        | 重庆三大伟业医疗用品有限公司  | 重庆三大伟业医疗用品有限公司  |
| 39158 | 一次性使用输血器（带针）     | B1 1.2×28     | B1        | 重庆三大伟业医疗用品有限公司  | 重庆三大伟业医疗用品有限公司  |
| 39177 | 糖尿病足神经病变早期诊断膏贴敷料 | 77mm×57mm     | 77mm×57mm | 贵州福美迪生物科技有限公司   | 贵州福美迪生物科技有限公司   |
| 39200 | 医用打印胶片           | A4            | JP1       | 石家庄康铭科技有限公司     | 石家庄康铭科技有限公司     |
| 39201 | 医用干式胶片           | 10英寸×12英寸     | JP5       | 石家庄康铭科技有限公司     | 石家庄康铭科技有限公司     |
| 39202 | 医用干式胶片           | 11英寸×14英寸     | JP5       | 石家庄康铭科技有限公司     | 石家庄康铭科技有限公司     |

| 流水号   | 产品名称   | 产品规格          | 产品型号              | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|--------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| 39203 | 医用干式胶片 | 14英寸×17英寸     | JP5               | 石家庄康銘科技有限公司  | 石家庄康銘科技有限公司  |
| 39204 | 医用干式胶片 | 8英寸×10英寸      | JP5               | 石家庄康銘科技有限公司  | 石家庄康銘科技有限公司  |
| 39205 | 医用打印胶片 | A4            | JP2               | 石家庄康銘科技有限公司  | 石家庄康銘科技有限公司  |
| 39206 | 医用打印胶片 | A3            | JP4               | 石家庄康銘科技有限公司  | 石家庄康銘科技有限公司  |
| 39207 | 医用打印胶片 | 8英寸*10英寸      | JP4               | 石家庄康銘科技有限公司  | 石家庄康銘科技有限公司  |
| 39208 | 医用打印胶片 | 10英寸*12英寸     | JP4               | 石家庄康銘科技有限公司  | 石家庄康銘科技有限公司  |
| 39209 | 医用打印胶片 | 11英寸*14英寸     | JP4               | 石家庄康銘科技有限公司  | 石家庄康銘科技有限公司  |
| 39212 | 透气胶带   | 1. 25cm×910cm | JD-WFBTQ（无纺布透气胶带） | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 江西恒邦医疗器械有限公司 |
| 39213 | 透气胶带   | 2. 5cm×910cm  | JD-WFBTQ（无纺布透气胶带） | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 江西恒邦医疗器械有限公司 |
| 39214 | 透气胶带   | 1. 25cm×910cm | JD-PETQ（PE膜透气胶带）  | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 江西恒邦医疗器械有限公司 |
| 39215 | 透气胶带   | 2. 5cm×910cm  | JD-PETQ（PE膜透气胶带）  | 江西恒邦医疗器械有限公司 | 江西恒邦医疗器械有限公司 |
| 39216 | 医用打印胶片 | 14英寸*17英寸     | JP4               | 石家庄康銘科技有限公司  | 石家庄康銘科技有限公司  |



| 流水号   | 产品名称           | 产品规格        | 产品型号             | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|----------------|-------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 39280 | 电子镇痛泵          | 300ml       | BCDB-R           | 上海博创医疗设备有限公司    | 上海博创医疗设备有限公司    |
| 39296 | 医用干式胶片（双色激光输出） | 16.54*11.44 | A3               | 北京磊数科技有限公司      | 北京磊数科技有限公司      |
| 39297 | 医用干式胶片（双色激光输出） | 8.27*11.44  | A4               | 北京磊数科技有限公司      | 北京磊数科技有限公司      |
| 39334 | 一次性使用吸痰包       | F10         | DLD-SP-a（负压式吸痰包） | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39335 | 一次性使用吸痰包       | F12         | DLD-SP-a（负压式吸痰包） | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39336 | 一次性使用吸痰包       | F14         | DLD-SP-a（负压式吸痰包） | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39337 | 一次性使用吸痰包       | F10         | DLD-SP-b（手控式吸痰包） | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39338 | 一次性使用吸痰包       | F12         | DLD-SP-b（手控式吸痰包） | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39339 | 一次性使用吸痰包       | F14         | DLD-SP-b（手控式吸痰包） | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39340 | 一次性使用吸痰包       | F10         | DLD-SP-c（喇叭式吸痰包） | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39341 | 一次性使用吸痰包       | F12         | DLD-SP-c（喇叭式吸痰包） | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39342 | 一次性使用吸痰包       | F14         | DLD-SP-c（喇叭式吸痰包） | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格   | 产品型号     | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 39343 | 一次性使用体外引流器 | 400mL  | DLD-FY   | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39344 | 一次性使用体外引流器 | 2000mL | DLD-FY   | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39346 | 一次性使用引流管   | F28    | DLD-UR-a | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39348 | 一次性使用吸痰管   | 10F    | DLD-BT-b | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39349 | 一次性使用吸痰管   | 12F    | DLD-BT-b | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39350 | 一次性使用吸痰管   | 14F    | DLD-BT-b | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39351 | 一次性使用胃管    | 14#    | DLD-NG-a | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39352 | 一次性使用胃管    | 16#    | DLD-NG-a | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39353 | 一次性使用胃管    | 18#    | DLD-NG-a | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39354 | 一次性使用胃管    | 14#    | DLD-NG-b | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39355 | 一次性使用胃管    | 16#    | DLD-NG-b | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39356 | 一次性使用胃管    | 18#    | DLD-NG-b | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格   | 产品型号     | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|--------|----------|-----------------|-----------------|
| 39360 | 改性几丁质生物胶   | 20ml/瓶 | 20ml/瓶   | 湖南人之源紫晶生物工程有限公司 | 湖南人之源紫晶生物工程有限公司 |
| 39361 | 改性几丁质生物胶   | 30ml/瓶 | 30ml/瓶   | 湖南人之源紫晶生物工程有限公司 | 湖南人之源紫晶生物工程有限公司 |
| 39362 | 改性几丁质生物胶   | 40ml/瓶 | 40ml/瓶   | 湖南人之源紫晶生物工程有限公司 | 湖南人之源紫晶生物工程有限公司 |
| 39363 | 改性几丁质生物胶   | 50ml/瓶 | 50ml/瓶   | 湖南人之源紫晶生物工程有限公司 | 湖南人之源紫晶生物工程有限公司 |
| 39368 | 一次性使用吸痰管   | 10F    | DLD-BT-a | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39369 | 一次性使用吸痰管   | 12F    | DLD-BT-a | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39370 | 一次性使用吸痰管   | 14F    | DLD-BT-a | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39373 | 一次性使用吸痰管   | 10F    | DLD-BT-c | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39374 | 一次性使用吸痰管   | 12F    | DLD-BT-c | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39376 | 一次性使用体外引流器 | 1500mL | DLD-KF   | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 | 重庆达力德医疗器械有限责任公司 |
| 39402 | 一次性使用手术包   | NULL   |          | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |
| 39403 | 一次性使用产包    | NULL   |          | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格         | 产品型号 | 生产企业       | 挂网企业       |
|-------|----------|--------------|------|------------|------------|
| 39405 | 医用纱布敷料   | 6cm×8cm×8    |      | 江西丹美实业有限公司 | 江西丹美实业有限公司 |
| 39406 | 医用纱布敷料   | 8cm×8cm×8    |      | 江西丹美实业有限公司 | 江西丹美实业有限公司 |
| 39407 | 医用纱布敷料   | 8cm×10cm×8   |      | 江西丹美实业有限公司 | 江西丹美实业有限公司 |
| 39410 | 一次性使用口罩  | 中号           |      | 江西丹美实业有限公司 | 江西丹美实业有限公司 |
| 39411 | 一次性使用帽子  | 中号           |      | 江西丹美实业有限公司 | 江西丹美实业有限公司 |
| 39412 | 医用棉签     | 10cm         |      | 江西丹美实业有限公司 | 江西丹美实业有限公司 |
| 39413 | 医用棉签     | 15cm         |      | 江西丹美实业有限公司 | 江西丹美实业有限公司 |
| 39414 | 医用棉签     | 20cm         |      | 江西丹美实业有限公司 | 江西丹美实业有限公司 |
| 39415 | 纱布绷带     | 6cm×600cm    |      | 江西丹美实业有限公司 | 江西丹美实业有限公司 |
| 39416 | 纱布绷带     | 8cm×600cm    |      | 江西丹美实业有限公司 | 江西丹美实业有限公司 |
| 39418 | 一次性使用手术衣 | 120×120cmPE膜 |      | 江西丹美实业有限公司 | 江西丹美实业有限公司 |
| 39419 | 一次性使用手术衣 | 120×120cm无纺布 |      | 江西丹美实业有限公司 | 江西丹美实业有限公司 |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格           | 产品型号 | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|----------|----------------|------|--------------|--------------|
| 39420 | 医用阴道冲洗器  | 中号             | /    | 湖南康怡医疗器械有限公司 | 湖南康怡医疗器械有限公司 |
| 39421 | 医用阴道冲洗器  | 小号             | /    | 湖南康怡医疗器械有限公司 | 湖南康怡医疗器械有限公司 |
| 39422 | 普通医用口罩   | 中号             | 耳挂型  | 湖南康怡医疗器械有限公司 | 湖南康怡医疗器械有限公司 |
| 39423 | 一次性使用手术单 | 80cm×120cm无纺布  |      | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 39424 | 普通医用口罩   | 小号             | 耳挂型  | 湖南康怡医疗器械有限公司 | 湖南康怡医疗器械有限公司 |
| 39425 | 一次性使用手术单 | 80cm×120cmPE膜  |      | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 39426 | 一次性使用帽子  | 中号             | /    | 湖南康怡医疗器械有限公司 | 湖南康怡医疗器械有限公司 |
| 39428 | 一次性使用帽子  | 小号             | /    | 湖南康怡医疗器械有限公司 | 湖南康怡医疗器械有限公司 |
| 39430 | 一次性使用手术单 | 120cm×200cm无纺布 |      | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 39432 | 一次性使用手术单 | 150×260cmPE膜   |      | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 39433 | 一次性使用手术单 | 150×260cm无纺布   |      | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 39435 | 一次性使用手术单 | 60cm×50cm      |      | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 39436 | 一次性使用手术洞巾     | 120×80cm    |             | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |
| 39437 | 一次性使用手术洞巾     | 40×50cm     |             | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |
| 39439 | 一次性使用手术洞巾     | 50×60cm     |             | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |
| 39441 | 一次性使用手术单      | 40X45       |             | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |
| 39442 | 一次性使用手术单      | 120cmX220cm |             | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |
| 39445 | 伤口敷料          | 5*7         | 自粘式伤口敷料5*7  | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 39446 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7#          |             | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |
| 39447 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7. 5#       |             | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |
| 39448 | 伤口敷料          | 9*10        | 自粘式伤口敷料9*10 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 39449 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8#          |             | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |
| 39450 | 伤口敷料          | 9*25        | 自粘式伤口敷料9*25 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 39451 | 伤口敷料          | 9*15        | 自粘式伤口敷料9*15 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格  | 产品型号        | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|---------------|-------|-------------|-----------------|-----------------|
| 39452 | 伤口敷料          | 9*30  | 自粘式伤口敷料9*30 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 39453 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7#    | 有粉表面        | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |
| 39454 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5#  | 有粉表面        | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |
| 39455 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8#    | 有粉表面        | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |
| 39456 | 水胶体敷料         | 10*10 | 普通式10*10    | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 39457 | 非织造布医用手术衣     | 普通式L  | 普通式L        | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 39458 | 一次性使用橡胶检查手套   | 7#    |             | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |
| 39459 | 一次性使用橡胶检查手套   | 7.5#  |             | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |
| 39462 | 一次性使用橡胶检查手套   | 7#    | 有粉表面        | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |
| 39463 | 一次性使用橡胶检查手套   | 7.5#  | 有粉表面        | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |
| 39464 | 一次性使用橡胶检查手套   | 7#    | 无粉表面        | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |
| 39465 | 一次性使用橡胶检查手套   | 7.5#  | 无粉表面        | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格           | 产品型号                   | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|-----------|----------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 39471 | 水胶体敷料     | 5*5            | 普通式5*5                 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 39474 | 非织造布医用手术包 | 150cm×260cm无纺布 | 150cm×260cm无纺布<br>(中单) | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 | 合肥美迪普医疗卫生用品有限公司 |
| 39477 | 一次性使用手术垫单 | 220×90cm       | D型床单                   | 湖南康怡医疗器械有限公司    | 湖南康怡医疗器械有限公司    |
| 39478 | 一次性使用手术垫单 | 220×120cm      | D型床单                   | 湖南康怡医疗器械有限公司    | 湖南康怡医疗器械有限公司    |
| 39479 | 检查手套      | M号             | A型光面                   | 湖南康怡医疗器械有限公司    | 湖南康怡医疗器械有限公司    |
| 39480 | 检查手套      | L号             | A型光面                   | 湖南康怡医疗器械有限公司    | 湖南康怡医疗器械有限公司    |
| 39481 | 检查手套      | XL号            | A型光面                   | 湖南康怡医疗器械有限公司    | 湖南康怡医疗器械有限公司    |
| 39482 | 医用检查垫     | 400×500mm      | A型垫巾                   | 湖南康怡医疗器械有限公司    | 湖南康怡医疗器械有限公司    |
| 39483 | 医用检查垫     | 500×500mm      | A型垫巾                   | 湖南康怡医疗器械有限公司    | 湖南康怡医疗器械有限公司    |
| 39484 | 一次性使用手术单  | 120×220cm      |                        | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |
| 39486 | 医用纱布敷料    | 40cm×50cm×1    |                        | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |
| 39487 | 医用纱布敷料    | 40cm×30cm×1    |                        | 江西丹美实业有限公司      | 江西丹美实业有限公司      |



| 流水号   | 产品名称                        | 产品规格                      | 产品型号         | 生产企业             | 挂网企业            |
|-------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------------------|-----------------|
| 39493 | 一次性使用缝合换药包                  | 缝合型                       | 缝合型          | 河南省华裕医疗器械有限公司    | 河南省华裕医疗器械有限公司   |
| 39501 | 一次性使用缝合换药包                  | 换药型                       | 换药型          | 河南省华裕医疗器械有限公司    | 河南省华裕医疗器械有限公司   |
| 39503 | 医用纱布块                       | 8cm×10cm×8                | 8cm×10cm×8   | 河南省华裕医疗器械有限公司    | 河南省华裕医疗器械有限公司   |
| 39504 | 医用纱布块                       | 6cm×8cm×8                 | 6cm×8cm×8    | 河南省华裕医疗器械有限公司    | 河南省华裕医疗器械有限公司   |
| 39505 | 医用纱布垫（非灭菌）                  | 40cm×50cm                 | 显影           | 河南省华裕医疗器械有限公司    | 河南省华裕医疗器械有限公司   |
| 39506 | 医用纱布块                       | 40cm×40cm-4p              | 显影           | 河南省华裕医疗器械有限公司    | 河南省华裕医疗器械有限公司   |
| 39507 | 一次性使用手术衣                    | 120×120cmPE膜              | 120×120cmPE膜 | 河南省华裕医疗器械有限公司    | 河南省华裕医疗器械有限公司   |
| 39508 | 一次性使用医用口罩                   | 常规                        | 常规           | 河南省华裕医疗器械有限公司    | 河南省华裕医疗器械有限公司   |
| 39510 | 一次性使用医用帽子                   | 直筒型                       | 直筒型          | 河南省华裕医疗器械有限公司    | 河南省华裕医疗器械有限公司   |
| 39517 | 一次性医用换药包                    | B型                        | B型           | 新乡市大方医疗器械制造有限公司  | 新乡市大方医疗器械制造有限公司 |
| 39519 | 一次性聚乙烯检查手套                  | 中号                        | 中号           | 河南省华裕医疗器械有限公司    | 河南省华裕医疗器械有限公司   |
| 39520 | 创面敷料（商品名：INJECTIONPAD）救急絆創膏 | 粘贴部：36mm Φ；护垫：16mm Φ 3mm厚 | No. 36       | ニチバン株式会（米琪邦株式会社） | 广州一欣医疗器械有限公司    |

| 流水号   | 产品名称                     | 产品规格                             | 产品型号         | 生产企业                | 挂网企业                |
|-------|--------------------------|----------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|
| 39521 | 创面敷料（商品名：CHUSHAVAN）救急絆創膏 | 粘贴部：27mm×27mm；护垫：13mm×13mm（1mm厚） | M            | ニチバン株式会（米琪邦株式会社）    | 广州一欣医疗器械有限公司        |
| 39656 | 灸疗贴                      | GL-2型（温经暖宫型）                     | GL-2型（温经暖宫型） | 侯马经济开发区金葵花大健康产业有限公司 | 侯马经济开发区金葵花大健康产业有限公司 |
| 39657 | 小儿止咳贴                    | 50mm*70mm                        | 50mm×70mm    | 侯马经济开发区金葵花大健康产业有限公司 | 侯马经济开发区金葵花大健康产业有限公司 |
| 39659 | 氏君沙多酶保湿剂                 | 950ml                            |              | 成都蓝孚科技有限公司          | 成都蓝孚科技有限公司          |
| 39660 | 氏君沙皮肤消毒液                 | 100ml                            |              | 成都蓝孚科技有限公司          | 成都蓝孚科技有限公司          |
| 39661 | 氏君沙浓缩除锈剂                 | 3. 8L                            |              | 成都蓝孚科技有限公司          | 成都蓝孚科技有限公司          |
| 39662 | 氏君沙全效多酶清洁剂               | 3. 8L                            |              | 成都蓝孚科技有限公司          | 成都蓝孚科技有限公司          |
| 39663 | 氏君沙浓缩润滑剂                 | 3. 8L                            | 液体           | 成都蓝孚科技有限公司          | 成都蓝孚科技有限公司          |
| 39666 | 氏君沙免洗手消毒液                | 60ml                             | 凝胶型          | 成都蓝孚科技有限公司          | 成都蓝孚科技有限公司          |
| 39667 | 氏君沙免洗手消毒液                | 260ml                            | 凝胶型          | 成都蓝孚科技有限公司          | 成都蓝孚科技有限公司          |
| 39668 | 氏君沙免洗手消毒液                | 500ml                            | 凝胶型          | 成都蓝孚科技有限公司          | 成都蓝孚科技有限公司          |
| 39669 | 氏君沙免洗手消毒液                | 1000ml                           | 凝胶型          | 成都蓝孚科技有限公司          | 成都蓝孚科技有限公司          |

| 流水号   | 产品名称                  | 产品规格   | 产品型号   | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|-----------------------|--------|--------|-----------------|-----------------|
| 39670 | 氏君沙免洗外科手消毒液           | 500ml  |        | 成都蓝孚科技有限公司      | 成都蓝孚科技有限公司      |
| 39671 | 氏君沙免洗外科手消毒液           | 1000ml |        | 成都蓝孚科技有限公司      | 成都蓝孚科技有限公司      |
| 39672 | 氏君沙超浓缩全效多酶清洁剂         | 3. 8L  |        | 成都蓝孚科技有限公司      | 成都蓝孚科技有限公司      |
| 39673 | 氏君沙碱性清洁剂              | 3. 8L  |        | 成都蓝孚科技有限公司      | 成都蓝孚科技有限公司      |
| 39719 | LIGHTS I型聚维酮碘皮肤、黏膜消毒液 | 474ml  | P-01   | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 天津市普光医用材料制造有限公司 |
| 39720 | LIGHTS I型聚维酮碘皮肤、黏膜消毒液 | 237ml  | P-05   | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 天津市普光医用材料制造有限公司 |
| 39721 | LIGHTS I型聚维酮碘皮肤、黏膜消毒液 | 118ml  | P-04   | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 天津市普光医用材料制造有限公司 |
| 39722 | LIGHTS I型聚维酮碘皮肤、黏膜消毒液 | 60ml   | P-02-A | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 天津市普光医用材料制造有限公司 |
| 39723 | LIGHTS 酒精消毒液（75%）     | 474ml  | A-01   | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 天津市普光医用材料制造有限公司 |
| 39724 | LIGHTS 酒精消毒液（75%）     | 237ml  | A-02   | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 天津市普光医用材料制造有限公司 |
| 39725 | LIGHTS 酒精消毒液（75%）     | 100ml  | A-03   | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 天津市普光医用材料制造有限公司 |
| 39726 | LIGHTS 酒精消毒液（75%）     | 60ml   | A-04-A | 天津市普光医用材料制造有限公司 | 天津市普光医用材料制造有限公司 |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业                          | 挂网企业            |
|-------|---------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 39821 | 美力氮牌20%柠檬酸消毒液 | 5000ml      | 0.2         | 河南省迅洁消毒用品有限公司                 | 河南省迅洁消毒用品有限公司   |
| 39823 | 美力氮牌50%柠檬酸消毒液 | 5000ml      | 0.5         | 河南省迅洁消毒用品有限公司                 | 河南省迅洁消毒用品有限公司   |
| 40120 | 血糖试纸（葡萄糖氧化酶法） | 各种规格        | AB-103      | 深圳市巨鼎医疗设备有限公司                 | 深圳市巨鼎医疗设备有限公司   |
| 40121 | 血糖试纸（葡萄糖氧化酶法） | 各种规格        | AB-103      | 深圳市巨鼎医疗设备有限公司                 | 深圳市巨鼎医疗设备有限公司   |
| 40497 | 尿酸试纸          | 各种规格        | RF-SZ-02    | 中山瑞福医疗器械科技有限公司                | 恒升医学科技股份有限公司    |
| 40498 | 血糖试纸          | 各种规格        | TD4252      | 泰博科技股份有限公司                    | 恒升医学科技股份有限公司    |
| 40559 | 血糖试纸          | 各种规格        | TD4279      | 泰博科技股份有限公司                    | 恒升医学科技股份有限公司    |
| 40583 | 血糖试纸          | 各种规格        | DM4279      | 恒升医学科技股份有限公司                  | 恒升医学科技股份有限公司    |
| 40584 | 血糖试纸          | 各种规格        | DM4252      | 恒升医学科技股份有限公司                  | 恒升医学科技股份有限公司    |
| 40699 | 体外循环插管及穿刺附件   | BE-PAL 1723 | BE-PAL 1723 | 德国MAQUET Cardiopulmonary GmbH | 迈柯唯（上海）医疗设备有限公司 |
| 40710 | 医用无菌防护套       | 12cm*150cm  | A型          | 扬州康贝尔包装材料有限公司                 | 扬州康贝尔包装材料有限公司   |
| 40711 | 医用无菌防护套       | 12cm*160cm  | A型          | 扬州康贝尔包装材料有限公司                 | 扬州康贝尔包装材料有限公司   |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格       | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|--------------|------------|------|---------------|---------------|
| 40712 | 医用无菌保护套      | 12cm*200cm | A型   | 扬州康贝尔包装材料有限公司 | 扬州康贝尔包装材料有限公司 |
| 40713 | 医用无菌保护套      | 14cm*200cm | A型   | 扬州康贝尔包装材料有限公司 | 扬州康贝尔包装材料有限公司 |
| 40725 | 兴跃牌灭菌指示包装袋和卷 | 5cm*100m   | 扁平   | 扬州康贝尔包装材料有限公司 | 扬州康贝尔包装材料有限公司 |
| 40726 | 兴跃牌灭菌指示包装袋和卷 | 5.5cm*100m | 扁平   | 扬州康贝尔包装材料有限公司 | 扬州康贝尔包装材料有限公司 |
| 40727 | 兴跃牌灭菌指示包装袋和卷 | 7.5cm*100m | 扁平   | 扬州康贝尔包装材料有限公司 | 扬州康贝尔包装材料有限公司 |
| 40728 | 兴跃牌灭菌指示包装袋和卷 | 10cm*100m  | 扁平   | 扬州康贝尔包装材料有限公司 | 扬州康贝尔包装材料有限公司 |
| 40729 | 兴跃牌灭菌指示包装袋和卷 | 15cm*100m  | 扁平   | 扬州康贝尔包装材料有限公司 | 扬州康贝尔包装材料有限公司 |
| 40730 | 兴跃牌灭菌指示包装袋和卷 | 20cm*100m  | 扁平   | 扬州康贝尔包装材料有限公司 | 扬州康贝尔包装材料有限公司 |
| 40731 | 兴跃牌灭菌指示包装袋和卷 | 25cm*100m  | 扁平   | 扬州康贝尔包装材料有限公司 | 扬州康贝尔包装材料有限公司 |
| 40732 | 兴跃牌灭菌指示包装袋和卷 | 30cm*100m  | 扁平   | 扬州康贝尔包装材料有限公司 | 扬州康贝尔包装材料有限公司 |
| 40733 | 兴跃牌灭菌指示包装袋和卷 | 35cm*100m  | 扁平   | 扬州康贝尔包装材料有限公司 | 扬州康贝尔包装材料有限公司 |
| 40734 | 兴跃牌灭菌指示包装袋和卷 | 40cm*100m  | 扁平   | 扬州康贝尔包装材料有限公司 | 扬州康贝尔包装材料有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格           | 产品型号        | 生产企业                          | 挂网企业            |
|-------|--------------|----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|
| 40734 | 体外循环插管及穿刺附件  | BE-PVL 2155    | BE-PVL 2155 | 德国MAQUET Cardiopulmonary GmbH | 迈柯唯（上海）医疗设备有限公司 |
| 40735 | 兴跃牌灭菌指示包装袋和卷 | (7.5+2.5)*100m | 带折          | 扬州康贝尔包装材料有限公司                 | 扬州康贝尔包装材料有限公司   |
| 40736 | 兴跃牌灭菌指示包装袋和卷 | (10+5)*100m    | 带折          | 扬州康贝尔包装材料有限公司                 | 扬州康贝尔包装材料有限公司   |
| 40737 | 兴跃牌灭菌指示包装袋和卷 | (15+5)*100m    | 带折          | 扬州康贝尔包装材料有限公司                 | 扬州康贝尔包装材料有限公司   |
| 40739 | 兴跃牌灭菌指示包装袋和卷 | (25+6)*100m    | 带折          | 扬州康贝尔包装材料有限公司                 | 扬州康贝尔包装材料有限公司   |
| 40740 | 兴跃牌灭菌指示包装袋和卷 | (30+6.5)*100m  | 带折          | 扬州康贝尔包装材料有限公司                 | 扬州康贝尔包装材料有限公司   |
| 40768 | 兴跃牌灭菌指示包装袋和卷 | (35+7)*100m    | 带折          | 扬州康贝尔包装材料有限公司                 | 扬州康贝尔包装材料有限公司   |
| 40771 | 体外循环插管及穿刺附件  | PIK150         | PIK150      | 德国MAQUET Cardiopulmonary GmbH | 迈柯唯（上海）医疗设备有限公司 |
| 40805 | 兴跃牌灭菌指示包装袋和卷 | (20+5.5)*100m  | 带折          | 扬州康贝尔包装材料有限公司                 | 扬州康贝尔包装材料有限公司   |
| 40809 | 兴跃牌灭菌指示包装袋和卷 | (40+7.5)*100m  | 带折          | 扬州康贝尔包装材料有限公司                 | 扬州康贝尔包装材料有限公司   |
| 40870 | 高分子夹板        | 75*300mm       | YG312       | 安吉县阳光医药用品有限责任公司               | 安吉县阳光医药用品有限责任公司 |
| 40871 | 石膏绷带         | 100*4600mm     |             | 安吉县阳光医药用品有限责任公司               | 安吉县阳光医药用品有限责任公司 |

| 流水号   | 产品名称  | 产品规格       | 产品型号      | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------|------------|-----------|---------------|---------------|
| 40872 | 弹性绷带  | 75*4500mm  |           | 安吉县阳光医药用品有限公司 | 安吉县阳光医药用品有限公司 |
| 40888 | 负压引流器 | 组合型2000ml  | 组合型2000ml | 福州市国威医疗科技有限公司 | 福州市国威医疗科技有限公司 |
| 40890 | 石膏绷带  | 125*4600mm |           | 安吉县阳光医药用品有限公司 | 安吉县阳光医药用品有限公司 |
| 40891 | 石膏绷带  | 150*4600mm |           | 安吉县阳光医药用品有限公司 | 安吉县阳光医药用品有限公司 |
| 40894 | 高分子夹板 | 75*900mm   | YG336     | 安吉县阳光医药用品有限公司 | 安吉县阳光医药用品有限公司 |
| 40895 | 高分子夹板 | 100*400mm  | YG416     | 安吉县阳光医药用品有限公司 | 安吉县阳光医药用品有限公司 |
| 40896 | 高分子夹板 | 100*750mm  | YG430     | 安吉县阳光医药用品有限公司 | 安吉县阳光医药用品有限公司 |
| 40897 | 高分子夹板 | 125*750mm  | YG530     | 安吉县阳光医药用品有限公司 | 安吉县阳光医药用品有限公司 |
| 40898 | 高分子夹板 | 125*1150mm | YG546     | 安吉县阳光医药用品有限公司 | 安吉县阳光医药用品有限公司 |
| 40899 | 高分子夹板 | 150*900mm  | YG636     | 安吉县阳光医药用品有限公司 | 安吉县阳光医药用品有限公司 |
| 40900 | 高分子夹板 | 150*1150mm | YG646     | 安吉县阳光医药用品有限公司 | 安吉县阳光医药用品有限公司 |
| 40901 | 弹性绷带  | 100*4500mm |           | 安吉县阳光医药用品有限公司 | 安吉县阳光医药用品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|
| 40902 | 弹性绷带       | 150*4500mm |            | 安吉县阳光医药用品有限责任公司 | 安吉县阳光医药用品有限责任公司 |
| 41134 | 一次性使用中性极板  | NP1单       | NP1单       | 常州市迪诺医疗科技有限公司   | 常州市迪诺医疗科技有限公司   |
| 41136 | 一次性使用中性极板  | NP2        | NP2        | 常州市迪诺医疗科技有限公司   | 常州市迪诺医疗科技有限公司   |
| 41400 | 一次性切口牵开固定器 | WPA0206S   | WPA0206S   | 江苏海泽医疗科技发展有限公司  | 江苏海泽医疗科技发展有限公司  |
| 41401 | 一次性切口牵开固定器 | WPA0509M   | WPA0509M   | 江苏海泽医疗科技发展有限公司  | 江苏海泽医疗科技发展有限公司  |
| 41402 | 一次性切口牵开固定器 | WPA0914L   | WPA0914L   | 江苏海泽医疗科技发展有限公司  | 江苏海泽医疗科技发展有限公司  |
| 41403 | 一次性切口牵开固定器 | WPA1420*L  | WPA1420XL  | 江苏海泽医疗科技发展有限公司  | 江苏海泽医疗科技发展有限公司  |
| 41404 | 一次性切口牵开固定器 | WPA1825**L | WPA1825XXL | 江苏海泽医疗科技发展有限公司  | 江苏海泽医疗科技发展有限公司  |
| 41405 | 一次性切口牵开固定器 | WPB0206S   | WPB0206S   | 江苏海泽医疗科技发展有限公司  | 江苏海泽医疗科技发展有限公司  |
| 41406 | 一次性切口牵开固定器 | WPB0509M   | WPB0509M   | 江苏海泽医疗科技发展有限公司  | 江苏海泽医疗科技发展有限公司  |
| 41407 | 一次性切口牵开固定器 | WPB0914L   | WPB0914L   | 江苏海泽医疗科技发展有限公司  | 江苏海泽医疗科技发展有限公司  |
| 41408 | 一次性切口牵开固定器 | WPB1420*L  | WPB1420XL  | 江苏海泽医疗科技发展有限公司  | 江苏海泽医疗科技发展有限公司  |



| 流水号   | 产品名称          | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------|------------|------------|----------------|----------------|
| 41409 | 一次性切口牵开固定器    | WPB1825**L | WPB1825XXL | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 |
| 41410 | 一次性切口牵开固定器    | WPC0204S   | WPC0204S   | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 |
| 41411 | 一次性切口牵开固定器    | WPC0305M   | WPC0305M   | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 |
| 41412 | 一次性切口牵开固定器    | WPC0406L   | WPC0406L   | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 |
| 41414 | 一次性切口牵开固定器    | WPC0508*L  | WPC0508XL  | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 |
| 41415 | 一次性外科牵引软组织扩张器 | JM-B       | JM-B       | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 |
| 41417 | 一次性外科牵引软组织扩张器 | JM-C       | JM-C       | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 |
| 41421 | 一次性外科牵引软组织扩张器 | JM-E       | JM-E       | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 |
| 41441 | 鼻腔冲洗器         | SH/C*Q     | SH/CXQ     | 成都善邦生物科技有限公司   | 成都善邦生物科技有限公司   |
| 41455 | 单体银妇用抗菌凝胶     | 各种规格       |            | 北海银源医药科技有限公司   | 北海银源医药科技有限公司   |
| 41509 | 一次性使用中性极板     | NP3单       | NP3单       | 常州市迪诺医疗科技有限公司  | 常州市迪诺医疗科技有限公司  |
| 41510 | 一次性水冷不沾电凝镊    | DNBP-A/200 | DNBP-A/200 | 常州市迪诺医疗科技有限公司  | 常州市迪诺医疗科技有限公司  |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格     | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|----------|------|---------------|---------------|
| 41514 | 医用阴道冲洗器    | 100ml    |      | 河北胜济特医疗器械有限公司 | 河北胜济特医疗器械有限公司 |
| 41524 | 医用阴道冲洗器    | 200ml    |      | 河北胜济特医疗器械有限公司 | 河北胜济特医疗器械有限公司 |
| 41527 | 集尿袋        | 大号       |      | 河北胜济特医疗器械有限公司 | 河北胜济特医疗器械有限公司 |
| 41528 | 集尿袋        | 中号       |      | 河北胜济特医疗器械有限公司 | 河北胜济特医疗器械有限公司 |
| 41529 | 集尿袋        | 小号       |      | 河北胜济特医疗器械有限公司 | 河北胜济特医疗器械有限公司 |
| 41530 | 一次性使用尿液收集器 | 16*100mm | NS   | 河北胜济特医疗器械有限公司 | 河北胜济特医疗器械有限公司 |
| 41531 | 一次性使用尿液收集器 | 17*100mm | NS   | 河北胜济特医疗器械有限公司 | 河北胜济特医疗器械有限公司 |
| 41533 | 医用打印胶片     | A4       | SN2  | 河北胜济特医疗器械有限公司 | 河北胜济特医疗器械有限公司 |
| 41534 | 医用打印胶片     | B5       | SV2  | 河北胜济特医疗器械有限公司 | 河北胜济特医疗器械有限公司 |
| 41535 | 医用打印胶片     | A3       | SN2  | 河北胜济特医疗器械有限公司 | 河北胜济特医疗器械有限公司 |
| 41536 | 医用打印胶片     | 14*17in  | SLP  | 河北胜济特医疗器械有限公司 | 河北胜济特医疗器械有限公司 |
| 41538 | 医用打印胶片     | 8*10in   | SLP  | 河北胜济特医疗器械有限公司 | 河北胜济特医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称        | 产品规格  | 产品型号       | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-------------|-------|------------|----------------|----------------|
| 41563 | 医用超声耦合剂     | 250g  | SUWEN-B型   | 广州市素问医疗科技有限公司  | 广州市素问医疗科技有限公司  |
| 41564 | 医用超声耦合剂     | 250g  | SUWEN-高清晰型 | 广州市素问医疗科技有限公司  | 广州市素问医疗科技有限公司  |
| 41565 | 医用超声耦合剂     | 2500g | SUWEN-C型   | 广州市素问医疗科技有限公司  | 广州市素问医疗科技有限公司  |
| 41566 | 医用超声耦合剂     | 5000g | SUWEN-C型   | 广州市素问医疗科技有限公司  | 广州市素问医疗科技有限公司  |
| 41572 | 光子冷凝胶       | 250g  | JML-A型     | 广州市素问医疗科技有限公司  | 广州市素问医疗科技有限公司  |
| 41573 | 光子冷凝胶       | 2500g | JML-A型     | 广州市素问医疗科技有限公司  | 广州市素问医疗科技有限公司  |
| 41574 | 光子冷凝胶       | 5000g | JML-A型     | 广州市素问医疗科技有限公司  | 广州市素问医疗科技有限公司  |
| 41604 | 一次性闭合高负压引流器 | 200ml |            | 湾资医疗设备（上海）有限公司 | 湾资医疗设备（上海）有限公司 |
| 41605 | 一次性闭合高负压引流器 | 400ml |            | 湾资医疗设备（上海）有限公司 | 湾资医疗设备（上海）有限公司 |
| 41606 | 一次性闭合高负压引流器 | 600ml |            | 湾资医疗设备（上海）有限公司 | 湾资医疗设备（上海）有限公司 |
| 41607 | 一次性闭合高负压引流器 | 800ml |            | 湾资医疗设备（上海）有限公司 | 湾资医疗设备（上海）有限公司 |
| 41865 | 医用除锈剂       | 5L    | 5L         | 深圳市芭格美生物科技有限公司 | 深圳市芭格美生物科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格       | 产品型号 | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------------|------------|------|----------------|----------------|
| 41883 | 医用除锈剂        | 1L         | 1L   | 深圳市芭格美生物科技有限公司 | 深圳市芭格美生物科技有限公司 |
| 41889 | 医用冷敷贴        | 9cm*11.5cm |      | 天津隆泽生物科技有限公司   | 天津隆泽生物科技有限公司   |
| 41892 | 碱性清洗剂        | 5L         | 5L   | 深圳市芭格美生物科技有限公司 | 深圳市芭格美生物科技有限公司 |
| 41893 | 碱性清洗剂        | 1L         | 1L   | 深圳市芭格美生物科技有限公司 | 深圳市芭格美生物科技有限公司 |
| 41896 | 快速多酶清洗剂（通用型） | 5L         | 5L   | 深圳市芭格美生物科技有限公司 | 深圳市芭格美生物科技有限公司 |
| 41898 | 快速多酶清洗剂（通用型） | 1L         | 1L   | 深圳市芭格美生物科技有限公司 | 深圳市芭格美生物科技有限公司 |
| 41900 | 口腔专用多酶清洗剂    | 5L         | 5L   | 深圳市芭格美生物科技有限公司 | 深圳市芭格美生物科技有限公司 |
| 41903 | 口腔专用多酶清洗剂    | 1L         | 1L   | 深圳市芭格美生物科技有限公司 | 深圳市芭格美生物科技有限公司 |
| 41905 | 全效医用多酶清洗剂    | 5L         | 5L   | 深圳市芭格美生物科技有限公司 | 深圳市芭格美生物科技有限公司 |
| 41907 | 全效医用多酶清洗剂    | 1L         | 1L   | 深圳市芭格美生物科技有限公司 | 深圳市芭格美生物科技有限公司 |
| 41909 | 极效多酶清洗剂      | 5L         | 5L   | 深圳市芭格美生物科技有限公司 | 深圳市芭格美生物科技有限公司 |
| 41911 | 极效多酶清洗剂      | 1L         | 1L   | 深圳市芭格美生物科技有限公司 | 深圳市芭格美生物科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称        | 产品规格  | 产品型号  | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|-------------|-------|-------|-----------------|-----------------|
| 41912 | 软式内镜专用多酶清洗剂 | 5L    | 5L    | 深圳市芭格美生物科技有限公司  | 深圳市芭格美生物科技有限公司  |
| 41913 | 硬式内镜专用多酶清洗剂 | 5L    | 5L    | 深圳市芭格美生物科技有限公司  | 深圳市芭格美生物科技有限公司  |
| 41914 | 生物膜专用清洗剂    | 5L    | 5L    | 深圳市芭格美生物科技有限公司  | 深圳市芭格美生物科技有限公司  |
| 41915 | 传统多酶清洗剂     | 5L    | 5L    | 深圳市芭格美生物科技有限公司  | 深圳市芭格美生物科技有限公司  |
| 41925 | 医用润滑剂       | 5L    | 5L    | 深圳市芭格美生物科技有限公司  | 深圳市芭格美生物科技有限公司  |
| 41926 | 医用润滑剂       | 1L    | 1L    | 深圳市芭格美生物科技有限公司  | 深圳市芭格美生物科技有限公司  |
| 41967 | 碘伏消毒液       | 500ML | 0.005 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 |
| 41973 | 碘伏消毒液       | 100ML | 0.005 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 |
| 41974 | 碘伏消毒液       | 60ML  | 0.005 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 |
| 41976 | 过氧化氢消毒液     | 500ML | 0.035 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 |
| 41977 | 过氧化氢消毒液     | 100ML | 0.035 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 |
| 41978 | 医用酒精        | 500ML | 0.95  | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格   | 产品型号  | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|----------|--------|-------|-----------------|-----------------|
| 41979 | 医用酒精     | 2500ML | 0.95  | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 |
| 41984 | 乙醇消毒液    | 500ML  | 0.75  | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 |
| 41985 | 乙醇消毒液    | 100ML  | 0.75  | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 |
| 41986 | 乙醇消毒液    | 60ML   | 0.75  | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 |
| 41987 | 乙醇消毒液    | 2500ML | 0.75  | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 |
| 41988 | 手消毒液     | 500ML  | 0.006 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 |
| 41989 | 手消毒液     | 100ML  | 0.006 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 |
| 41990 | 新洁尔灭消毒液  | 500ML  | 0.05  | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 |
| 41991 | 强化戊二醛消毒液 | 2500ML | 0.02  | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 |
| 41999 | 碘酊消毒液    | 500ML  | 0.02  | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 |
| 42000 | 碘酊消毒液    | 100ML  | 0.02  | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 |
| 42001 | 聚维酮碘消毒液  | 500ML  | 0.005 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格         | 产品型号          | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|--------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 42002 | 聚维酮碘消毒液    | 100ML        | 0.005         | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 | 武汉市雪环医用消毒用品有限公司 |
| 42133 | 一次性使用雾化吸入器 | 小号、一次加药、10ml | BSZ-T I 面罩A型  | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  |
| 42143 | 一次性使用雾化吸入器 | 大号、一次加药、10ml | BSZ-T I 面罩A型  | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  |
| 42144 | 一次性使用雾化吸入器 | 小号、一次加药、8ml  | BSZ-T I 面罩B型  | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  |
| 42145 | 一次性使用雾化吸入器 | 大号、一次加药、8ml  | BSZ-T I 面罩B型  | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  |
| 42146 | 一次性使用雾化吸入器 | 小号、一次加药、8ml  | BSZ-T I 面罩过滤型 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  |
| 42147 | 一次性使用雾化吸入器 | 大号、一次加药、8ml  | BSZ-T I 面罩过滤型 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  |
| 42148 | 一次性使用雾化吸入器 | 大号、一次加药、10ml | BSZ-T I 鼻面罩型  | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  |
| 42149 | 一次性使用雾化吸入器 | 小号、一次加药、10ml | BSZ-T I 气切面罩型 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  |
| 42150 | 一次性使用雾化吸入器 | 大号、一次加药、10ml | BSZ-T I 气切面罩型 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  |
| 42151 | 一次性使用雾化吸入器 | 小号、持续加药、10ml | BSZ-T I 气切面罩型 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  |
| 42152 | 一次性使用雾化吸入器 | 大号、持续加药、10ml | BSZ-T I 气切面罩型 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司  |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格      | 产品型号            | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|-----------|-----------------|----------------|----------------|
| 42153 | 一次性使用雾化吸入器 | 一次加药、10ml | BSZ-T II吸嘴A型    | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 |
| 42154 | 一次性使用雾化吸入器 | 一次加药、8ml  | BSZ-T II吸嘴B型    | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 |
| 42155 | 一次性使用雾化吸入器 | 一次加药、8ml  | BSZ-T II吸嘴过滤型   | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 |
| 42156 | 一次性使用雾化吸入器 | 一次加药、10ml | BSZ-T II吸嘴储雾型   | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 |
| 42157 | 一次性使用雾化吸入器 | 一次加药、10ml | BSZ-T III呼吸机型   | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 |
| 42158 | 一次性使用雾化吸入器 | 持续加药、10ml | BSZ-T III呼吸机型   | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 |
| 42159 | 一次性使用雾化吸入器 | 一次加药、10ml | BSZ-T III气管插管A型 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 |
| 42160 | 一次性使用雾化吸入器 | 持续加药、10ml | BSZ-T III气管插管A型 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 |
| 42162 | 引流袋        | 2000ml    | A型              | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 |
| 42163 | 引流袋        | 2000ml    | B型              | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 | 江苏邦盛振业医疗器械有限公司 |
| 42205 | 一次性使用冲洗吸引器 | ANONG-LD  |                 | 南京安能医疗器械有限公司   | 南京安能医疗器械有限公司   |
| 42209 | 一次性使用冲洗吸引器 | ANONG-LS  |                 | 南京安能医疗器械有限公司   | 南京安能医疗器械有限公司   |



| 流水号   | 产品名称       | 产品规格     | 产品型号 | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|------------|----------|------|--------------|--------------|
| 42210 | 一次性使用冲洗吸引器 | ANONG-LW |      | 南京安能医疗器械有限公司 | 南京安能医疗器械有限公司 |
| 42211 | 一次性使用冲洗吸引器 | ANONG-WD |      | 南京安能医疗器械有限公司 | 南京安能医疗器械有限公司 |
| 42212 | 一次性使用冲洗吸引器 | ANONG-WS |      | 南京安能医疗器械有限公司 | 南京安能医疗器械有限公司 |
| 42213 | 一次性使用冲洗吸引器 | ANONG-WW |      | 南京安能医疗器械有限公司 | 南京安能医疗器械有限公司 |
| 42214 | 一次性使用电凝切割器 | ANONG-I  |      | 南京安能医疗器械有限公司 | 南京安能医疗器械有限公司 |
| 42215 | 一次性使用电凝切割器 | ANONG-II |      | 南京安能医疗器械有限公司 | 南京安能医疗器械有限公司 |
| 42217 | 一次性使用电凝切割器 | ANONG-WS |      | 南京安能医疗器械有限公司 | 南京安能医疗器械有限公司 |
| 42218 | 一次性使用电凝切割器 | ANONG-WD |      | 南京安能医疗器械有限公司 | 南京安能医疗器械有限公司 |
| 42219 | 一次性使用电凝切割器 | ANONG-WW |      | 南京安能医疗器械有限公司 | 南京安能医疗器械有限公司 |
| 42221 | 一次性使用电凝切割器 | ANONG-LS |      | 南京安能医疗器械有限公司 | 南京安能医疗器械有限公司 |
| 42222 | 一次性使用电凝切割器 | ANONG-LD |      | 南京安能医疗器械有限公司 | 南京安能医疗器械有限公司 |
| 42223 | 一次性使用电凝切割器 | ANONG-LW |      | 南京安能医疗器械有限公司 | 南京安能医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称           | 产品规格       | 产品型号  | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|----------------|------------|-------|-----------------|-----------------|
| 42224 | 一次性电凝切割器       | DNQ-D      |       | 南京安能医疗器械有限公司    | 南京安能医疗器械有限公司    |
| 42225 | 一次性电凝切割器       | DNQ-DC     |       | 南京安能医疗器械有限公司    | 南京安能医疗器械有限公司    |
| 42226 | 一次性电凝切割器       | DNQ-S      |       | 南京安能医疗器械有限公司    | 南京安能医疗器械有限公司    |
| 42292 | 热敷贴            | 190mm*70mm | I型    | 广东君元沉香医疗器械有限公司  | 广东君元沉香医疗器械有限公司  |
| 42547 | 一次性医用喉罩        | 1.5        | 33715 | 法福来医疗科技（江苏）有限公司 | 法福来医疗科技（江苏）有限公司 |
| 42548 | 一次性医用喉罩        | 2          | 33720 | 法福来医疗科技（江苏）有限公司 | 法福来医疗科技（江苏）有限公司 |
| 42549 | 一次性医用喉罩        | 2.5        | 33725 | 法福来医疗科技（江苏）有限公司 | 法福来医疗科技（江苏）有限公司 |
| 42550 | 一次性医用喉罩        | 3          | 33730 | 法福来医疗科技（江苏）有限公司 | 法福来医疗科技（江苏）有限公司 |
| 42551 | 一次性医用喉罩        | 4          | 33740 | 法福来医疗科技（江苏）有限公司 | 法福来医疗科技（江苏）有限公司 |
| 42552 | 一次性医用喉罩        | 5          | 33750 | 法福来医疗科技（江苏）有限公司 | 法福来医疗科技（江苏）有限公司 |
| 42553 | 一次性医用喉罩        | 6          | 33760 | 法福来医疗科技（江苏）有限公司 | 法福来医疗科技（江苏）有限公司 |
| 42702 | 创面护理功能性敷料（护创液） | 30ml       |       | 重庆立见科技发展有限责任公司  | 重庆立见科技发展有限责任公司  |

| 流水号   | 产品名称                        | 产品规格        | 产品型号  | 生产企业             | 挂网企业           |
|-------|-----------------------------|-------------|-------|------------------|----------------|
| 42715 | 创面护理功能性敷料（护创液）              | 10ml        |       | 重庆立见科技发展有限责任公司   | 重庆立见科技发展有限责任公司 |
| 42726 | 泡沫敷料PolyMem Wound Dressings | 10cm*10cm   | 5044  | Ferris Mfg. Corp | 大连奥瑞科技有限公司     |
| 42738 | 泡沫敷料PolyMem Wound Dressings | 5.70*6.72cm | 4402  | Ferris Mfg. Corp | 大连奥瑞科技有限公司     |
| 42739 | 泡沫敷料PolyMem Wound Dressings | 8*8cm       | 5733  | Ferris Mfg. Corp | 大连奥瑞科技有限公司     |
| 42864 | 负压引流器                       | 200ml       | 200ml | 山东福瑞达医疗器械有限公司    | 山东福瑞达医疗器械有限公司  |
| 42865 | 一次性使用硅橡胶胃管                  | F16         | WG    | 山东福瑞达医疗器械有限公司    | 山东福瑞达医疗器械有限公司  |
| 42896 | 一次性使用硅橡胶胃管                  | Fr18        | WG    | 山东福瑞达医疗器械有限公司    | 山东福瑞达医疗器械有限公司  |
| 42900 | 一次性超滑导尿管                    | 双腔Fr8       | 普通型   | 山东福瑞达医疗器械有限公司    | 山东福瑞达医疗器械有限公司  |
| 42902 | 一次性超滑导尿管                    | 双腔Fr10      | 普通型   | 山东福瑞达医疗器械有限公司    | 山东福瑞达医疗器械有限公司  |
| 42903 | 一次性超滑导尿管                    | 双腔Fr12      | 普通型   | 山东福瑞达医疗器械有限公司    | 山东福瑞达医疗器械有限公司  |
| 42904 | 一次性超滑导尿管                    | 双腔Fr14      | 普通型   | 山东福瑞达医疗器械有限公司    | 山东福瑞达医疗器械有限公司  |
| 42905 | 一次性超滑导尿管                    | 双腔Fr16      | 普通型   | 山东福瑞达医疗器械有限公司    | 山东福瑞达医疗器械有限公司  |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格    | 产品型号        | 生产企业                    | 挂网企业           |
|-------|----------|---------|-------------|-------------------------|----------------|
| 42906 | 一次性超滑导尿管 | 双腔Fr18  | 普通型         | 山东福瑞达医疗器械有限公司           | 山东福瑞达医疗器械有限公司  |
| 42907 | 一次性超滑导尿管 | 双腔Fr20  | 普通型         | 山东福瑞达医疗器械有限公司           | 山东福瑞达医疗器械有限公司  |
| 42908 | 一次性超滑导尿管 | 双腔Fr22  | 普通型         | 山东福瑞达医疗器械有限公司           | 山东福瑞达医疗器械有限公司  |
| 42909 | 一次性超滑导尿管 | 双腔Fr24  | 普通型         | 山东福瑞达医疗器械有限公司           | 山东福瑞达医疗器械有限公司  |
| 42910 | 引流导管套件   | 猪尾巴形    | SWMP-6-30-1 | 苏州市邦健商贸有限公司             | 苏州市邦健商贸有限公司    |
| 42920 | 一次性超滑导尿管 | 三腔Fr16  | 普通型         | 山东福瑞达医疗器械有限公司           | 山东福瑞达医疗器械有限公司  |
| 42921 | 一次性超滑导尿管 | 三腔Fr18  | 普通型         | 山东福瑞达医疗器械有限公司           | 山东福瑞达医疗器械有限公司  |
| 42922 | 一次性超滑导尿管 | 三腔Fr20  | 普通型         | 山东福瑞达医疗器械有限公司           | 山东福瑞达医疗器械有限公司  |
| 42923 | 一次性超滑导尿管 | 三腔Fr22  | 普通型         | 山东福瑞达医疗器械有限公司           | 山东福瑞达医疗器械有限公司  |
| 42924 | 一次性超滑导尿管 | 三腔Fr24  | 普通型         | 山东福瑞达医疗器械有限公司           | 山东福瑞达医疗器械有限公司  |
| 42943 | 引流袋      | 1000ml  | 1000ml      | 山东福瑞达医疗器械有限公司           | 山东福瑞达医疗器械有限公司  |
| 42988 | 颈动脉转流管   | 9F，31cm | 2012-10     | LeMaitre Vascular, inc. | 乐脉医疗科技（上海）有限公司 |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格              | 产品型号       | 生产企业                    | 挂网企业           |
|-------|---------------|-------------------|------------|-------------------------|----------------|
| 43005 | 颈动脉转流管        | 8F, 31cm          | 2013-10    | LeMaitre Vascular, Inc. | 乐脉医疗科技（上海）有限公司 |
| 43016 | 颈动脉转流管        | 10F, 31cm         | 2011-10    | LeMaitre Vascular, inc. | 乐脉医疗科技（上海）有限公司 |
| 43066 | 医用干式胶片        | A3                | ST-JL      | 郑州顺腾科贸有限公司              | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 43068 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | HM-B10-085        | HM-B10-085 | 武汉弘铭医疗科技有限公司            | 武汉弘铭医疗科技有限公司   |
| 43072 | 医用高分子夹板       | 600mm*450mm*1.6mm | G109W      | 广州人福医疗设备有限公司            | 广州人福医疗设备有限公司   |
| 43074 | 医用高分子夹板       | 600mm*450mm*2.4mm | G209W      | 广州人福医疗设备有限公司            | 广州人福医疗设备有限公司   |
| 43075 | 医用高分子夹板       | 900mm*600mm*3.2mm | G343W      | 广州人福医疗设备有限公司            | 广州人福医疗设备有限公司   |
| 43076 | 医用高分子夹板       | 900mm*600mm*3.2mm | G347W      | 广州人福医疗设备有限公司            | 广州人福医疗设备有限公司   |
| 43077 | 医用高分子夹板       | 900mm*600mm*4.0mm | G447W      | 广州人福医疗设备有限公司            | 广州人福医疗设备有限公司   |
| 43078 | 医用高分子夹板       | 900mm*600mm*4.0mm | G443W      | 广州人福医疗设备有限公司            | 广州人福医疗设备有限公司   |
| 43079 | 医用高分子夹板       | 600mm*450mm*2.4mm | RF209      | 广州人福医疗设备有限公司            | 广州人福医疗设备有限公司   |
| 43080 | 医用高分子夹板       | 900mm*600mm*3.2mm | RF343      | 广州人福医疗设备有限公司            | 广州人福医疗设备有限公司   |

| 流水号   | 产品名称    | 产品规格              | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|---------|-------------------|-------|--------------|--------------|
| 43081 | 医用高分子夹板 | 900mm*600mm*3.2mm | RF347 | 广州人福医疗设备有限公司 | 广州人福医疗设备有限公司 |
| 43082 | 医用高分子夹板 | 900mm*600mm*3.2mm | RF341 | 广州人福医疗设备有限公司 | 广州人福医疗设备有限公司 |
| 43083 | 医用外固定夹板 | 250mm*150mm*2.4mm | RF-S1 | 广州人福医疗设备有限公司 | 广州人福医疗设备有限公司 |
| 43084 | 医用外固定夹板 | 240mm*270mm*2.4mm | RF-S2 | 广州人福医疗设备有限公司 | 广州人福医疗设备有限公司 |
| 43085 | 医用外固定夹板 | 220mm*125mm*2.4mm | RF-S3 | 广州人福医疗设备有限公司 | 广州人福医疗设备有限公司 |
| 43086 | 医用外固定夹板 | 340mm*190mm*2.4mm | RF-S4 | 广州人福医疗设备有限公司 | 广州人福医疗设备有限公司 |
| 43087 | 医用外固定夹板 | 350mm*145mm*2.4mm | RF-S5 | 广州人福医疗设备有限公司 | 广州人福医疗设备有限公司 |
| 43088 | 医用外固定夹板 | 415mm*200mm*3.2mm | RF-S6 | 广州人福医疗设备有限公司 | 广州人福医疗设备有限公司 |
| 43089 | 医用外固定夹板 | 530mm*215mm*3.2mm | RF-L1 | 广州人福医疗设备有限公司 | 广州人福医疗设备有限公司 |
| 43090 | 医用外固定夹板 | 595mm*240mm*3.2mm | RF-L2 | 广州人福医疗设备有限公司 | 广州人福医疗设备有限公司 |
| 43091 | 医用外固定夹板 | 810mm*245mm*3.2mm | RF-L3 | 广州人福医疗设备有限公司 | 广州人福医疗设备有限公司 |
| 43092 | 医用外固定夹板 | 120mm*195mm*2.4mm | RF-F1 | 广州人福医疗设备有限公司 | 广州人福医疗设备有限公司 |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格                                           | 产品型号        | 生产企业              | 挂网企业              |
|-------|---------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 43093 | 医用外固定夹板       | 430mm*440mm*3.2mm(前片)<br>415mm*480mm*3.2mm(后片) | RF-B1       | 广州人福医疗设备有限公司      | 广州人福医疗设备有限公司      |
| 43094 | 医用外固定夹板       | 260mm*340mm*2.4mm(前片)<br>345mm*355mm*2.4mm(后片) | RF-C1       | 广州人福医疗设备有限公司      | 广州人福医疗设备有限公司      |
| 43095 | 医用外固定夹板       | 480mm*520mm*3.2mm(前片)<br>560mm*540mm*3.2mm(后片) | RF-D1       | 广州人福医疗设备有限公司      | 广州人福医疗设备有限公司      |
| 43123 | 海藻生物胶         | 15ml                                           | 15ml        | 中英阿诺康(宁夏)生物科技有限公司 | 中英阿诺康(宁夏)生物科技有限公司 |
| 43146 | 海藻生物胶         | 30ml                                           | 30ml        | 中英阿诺康(宁夏)生物科技有限公司 | 中英阿诺康(宁夏)生物科技有限公司 |
| 43266 | 一次性使用负压引流护创材料 | YN-B-15*5*1                                    | YN-B-15*5*1 | 辽阳鼎泰升医疗设备有限公司     | 辽阳鼎泰升医疗设备有限公司     |
| 43293 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | ≥100ML                                         | SWD-A1      | 杭州索德医疗设备有限公司      | 杭州索德医疗设备有限公司      |
| 43318 | 一次性使用开创保护器    | SS110-20                                       | SS110-20    | 宁波胜杰康生物科技有限公司     | 宁波胜杰康生物科技有限公司     |
| 43324 | 一次性使用开创保护器    | SS110-30                                       | SS110-30    | 宁波胜杰康生物科技有限公司     | 宁波胜杰康生物科技有限公司     |
| 43327 | 一次性使用内窥镜用活检袋  | SS111-80                                       | SS111-80    | 宁波胜杰康生物科技有限公司     | 宁波胜杰康生物科技有限公司     |
| 43328 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | ≥200ML                                         | SWD-A1      | 杭州索德医疗设备有限公司      | 杭州索德医疗设备有限公司      |
| 43331 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | ≥500ML                                         | SWD-A1      | 杭州索德医疗设备有限公司      | 杭州索德医疗设备有限公司      |

| 流水号   | 产品名称              | 产品规格        | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|-------------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 43332 | 一次性使用内窥镜标本取物袋     | ≥100ML      | SWD-A2    | 杭州索德医疗设备有限公司    | 杭州索德医疗设备有限公司    |
| 43333 | 一次性使用内窥镜标本取物袋     | ≥200ML      | SWD-A2    | 杭州索德医疗设备有限公司    | 杭州索德医疗设备有限公司    |
| 43334 | 一次性使用开创保护器        | SS110-40    | SS110-40  | 宁波胜杰康生物科技有限公司   | 宁波胜杰康生物科技有限公司   |
| 43335 | 一次性使用开创保护器        | SS110-50    | SS110-50  | 宁波胜杰康生物科技有限公司   | 宁波胜杰康生物科技有限公司   |
| 43336 | 一次性使用内窥镜标本取物袋     | ≥500ML      | SWD-A2    | 杭州索德医疗设备有限公司    | 杭州索德医疗设备有限公司    |
| 43337 | 一次性使用开创保护器        | SS110-70    | SS110-70  | 宁波胜杰康生物科技有限公司   | 宁波胜杰康生物科技有限公司   |
| 43338 | 一次性使用开创保护器        | SS110-90    | SS110-90  | 宁波胜杰康生物科技有限公司   | 宁波胜杰康生物科技有限公司   |
| 43339 | 一次性使用开创保护器        | SS110-110   | SS110-110 | 宁波胜杰康生物科技有限公司   | 宁波胜杰康生物科技有限公司   |
| 43339 | 金属缆索内固定系统-锁紧扣（纯钛） | 直型1.1/1.8mm | I 型       | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 | 苏州苏南捷迈得医疗器械有限公司 |
| 43340 | 一次性使用开创保护器        | SS110-140   | SS110-140 | 宁波胜杰康生物科技有限公司   | 宁波胜杰康生物科技有限公司   |
| 43341 | 一次性使用开创保护器        | SS110-170   | SS110-170 | 宁波胜杰康生物科技有限公司   | 宁波胜杰康生物科技有限公司   |
| 43342 | 一次性使用开创保护器        | SS110-210   | SS110-210 | 宁波胜杰康生物科技有限公司   | 宁波胜杰康生物科技有限公司   |



| 流水号   | 产品名称         | 产品规格        | 产品型号      | 生产企业              | 挂网企业              |
|-------|--------------|-------------|-----------|-------------------|-------------------|
| 43343 | 一次性使用开创保护器   | SS110-260   | SS110-260 | 宁波胜杰康生物科技有限公司     | 宁波胜杰康生物科技有限公司     |
| 43344 | 一次性使用内窥镜用活检袋 | SS111-150   | SS111-150 | 宁波胜杰康生物科技有限公司     | 宁波胜杰康生物科技有限公司     |
| 43345 | 一次性使用内窥镜用活检袋 | SS111-300   | SS111-300 | 宁波胜杰康生物科技有限公司     | 宁波胜杰康生物科技有限公司     |
| 43346 | 一次性使用内窥镜用活检袋 | SS111-500   | SS111-500 | 宁波胜杰康生物科技有限公司     | 宁波胜杰康生物科技有限公司     |
| 43347 | 一次性使用内窥镜用活检袋 | SS111-700   | SS111-700 | 宁波胜杰康生物科技有限公司     | 宁波胜杰康生物科技有限公司     |
| 43357 | 医用可吸收合成缝合线   | 单针线长18cm    | 2-0       | 天津市东南恒生医用科技有限公司   | 天津市东南恒生医用科技有限公司   |
| 43361 | 理疗电极片        | 90mm*60mm*2 | 康复理疗A型    | 江西晋瑞医疗器械有限公司      | 江西晋瑞医疗器械有限公司      |
| 43362 | 理疗电极片        | 90mm*60mm*2 | 呼吸科A型     | 江西晋瑞医疗器械有限公司      | 江西晋瑞医疗器械有限公司      |
| 43363 | 理疗电极片        | 90mm*60mm*2 | 骨科A型      | 江西晋瑞医疗器械有限公司      | 江西晋瑞医疗器械有限公司      |
| 43369 | 理疗电极片        | 80mm*80mm*2 | 综合B型-自粘式  | 江西晋瑞医疗器械有限公司      | 江西晋瑞医疗器械有限公司      |
| 43493 | 医用可吸收合成缝合线   | 单针线长18cm    | 3-0       | 天津市东南恒生医用科技有限公司   | 天津市东南恒生医用科技有限公司   |
| 43495 | 海藻生物胶        | 60ml        | 60ml      | 中英阿诺康（宁夏）生物科技有限公司 | 中英阿诺康（宁夏）生物科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业              | 挂网企业              |
|-------|---------------|--------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 43500 | 一次性使用负压引流护创材料 | YN-B-15*10*1 | YN-B-15*10*1 | 辽阳鼎泰升医疗设备有限公司     | 辽阳鼎泰升医疗设备有限公司     |
| 43526 | 医用可吸收合成缝合线    | 无针线长24cm     | 1            | 天津市东南恒生医用科技有限公司   | 天津市东南恒生医用科技有限公司   |
| 43527 | 医用可吸收合成缝合线    | 无针线长24cm     | 0            | 天津市东南恒生医用科技有限公司   | 天津市东南恒生医用科技有限公司   |
| 43530 | 医用可吸收合成缝合线    | 无针线长24cm     | 2-0          | 天津市东南恒生医用科技有限公司   | 天津市东南恒生医用科技有限公司   |
| 43533 | 医用可吸收合成缝合线    | 无针线长24cm     | 3-0          | 天津市东南恒生医用科技有限公司   | 天津市东南恒生医用科技有限公司   |
| 43535 | 医用可吸收合成缝合线    | 无针线长24cm     | 4-0          | 天津市东南恒生医用科技有限公司   | 天津市东南恒生医用科技有限公司   |
| 43608 | 生物止血功能性敷料     | 15ml         | 15ml         | 中英阿诺康（宁夏）生物科技有限公司 | 中英阿诺康（宁夏）生物科技有限公司 |
| 43635 | 生物止血功能性敷料     | 30ml         | 30ml         | 中英阿诺康（宁夏）生物科技有限公司 | 中英阿诺康（宁夏）生物科技有限公司 |
| 43705 | 妇科检查垫         | 各种规格         |              | 吉林省惠强生物技术有限公司     | 吉林省惠强生物技术有限公司     |
| 43723 | 生物止血功能性敷料     | 60ml         | 60ml         | 中英阿诺康（宁夏）生物科技有限公司 | 中英阿诺康（宁夏）生物科技有限公司 |
| 43725 | 雾化器           | NB-32113     | NB-32113     | 宁波贝斯美德医用器械有限公司    | 宁波贝斯美德医用器械有限公司    |
| 43729 | 一次性使用真空采血管    | 3ml          | 无添加剂         | 贵州天地医疗器械有限责任公司    | 贵州天地医疗器械有限责任公司    |

| 流水号   | 产品名称    | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|---------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 43731 | 疤痕贴     | 150mm*30mm  | 150mmX30mm  | 日照海旭医疗器械有限公司 | 日照海旭医疗器械有限公司 |
| 43732 | 远红外磁疗贴  | 95mm*130mm  | HX-I        | 日照海旭医疗器械有限公司 | 日照海旭医疗器械有限公司 |
| 43733 | 穴位贴敷治疗贴 | 50mm*50mm   | 50mmX50mm   | 日照海旭医疗器械有限公司 | 日照海旭医疗器械有限公司 |
| 43734 | 疤痕贴     | 150mm*120mm | 150mmX120mm | 日照海旭医疗器械有限公司 | 日照海旭医疗器械有限公司 |
| 43735 | 穴位贴敷治疗贴 | 70mm*70mm   | 70mmX70mm   | 日照海旭医疗器械有限公司 | 日照海旭医疗器械有限公司 |
| 43736 | 穴位贴敷治疗贴 | 85mm*85mm   | 85mmX85mm   | 日照海旭医疗器械有限公司 | 日照海旭医疗器械有限公司 |
| 43738 | 穴位贴敷治疗贴 | 80mm*80mm   | 80mmX80mm   | 日照海旭医疗器械有限公司 | 日照海旭医疗器械有限公司 |
| 43739 | 穴位贴敷治疗贴 | 直径25mm      | 直径25mm      | 日照海旭医疗器械有限公司 | 日照海旭医疗器械有限公司 |
| 43741 | 穴位贴敷治疗贴 | 95mm*130mm  | 95mmX130mm  | 日照海旭医疗器械有限公司 | 日照海旭医疗器械有限公司 |
| 43742 | 穴位贴敷治疗贴 | 70mm*100mm  | 70mmX100mm  | 日照海旭医疗器械有限公司 | 日照海旭医疗器械有限公司 |
| 43743 | 隔物灸     | 90mm*110mm  | 90mmX110mm  | 日照海旭医疗器械有限公司 | 日照海旭医疗器械有限公司 |
| 43744 | 隔物灸     | 80mm*90mm   | 80mmX90mm   | 日照海旭医疗器械有限公司 | 日照海旭医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格           | 产品型号           | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 43746 | 灸热贴           | 90mm*110mm     | HX-I型          | 日照海旭医疗器械有限公司   | 日照海旭医疗器械有限公司   |
| 43748 | 暖宫贴           | 90mm*110mm     | 90mmX110mm     | 日照海旭医疗器械有限公司   | 日照海旭医疗器械有限公司   |
| 43749 | 暖宫贴           | 80mm*90mm      | 80mmX90mm      | 日照海旭医疗器械有限公司   | 日照海旭医疗器械有限公司   |
| 43750 | 热奄包           | 90mm*110mm     | 90mmX110mm     | 日照海旭医疗器械有限公司   | 日照海旭医疗器械有限公司   |
| 43751 | 热奄包           | 80mm*90mm      | 80mmX90mm      | 日照海旭医疗器械有限公司   | 日照海旭医疗器械有限公司   |
| 43752 | 热奄包           | 80mm*180mm     | 80mmX180mm     | 日照海旭医疗器械有限公司   | 日照海旭医疗器械有限公司   |
| 43755 | 烫熨治疗贴         | 90mm*110mm     | 90mmX110mm     | 日照海旭医疗器械有限公司   | 日照海旭医疗器械有限公司   |
| 43769 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | HM-B12-095     | HM-B12-095     | 武汉弘铭医疗科技有限公司   | 武汉弘铭医疗科技有限公司   |
| 43772 | 一次性使用负压引流护创材料 | YN-F-15*10*1.5 | YN-F-15*10*1.5 | 辽阳鼎泰升医疗设备有限公司  | 辽阳鼎泰升医疗设备有限公司  |
| 43793 | 雾化器           | NB-32123       | NB-32123       | 宁波贝斯美德医用器械有限公司 | 宁波贝斯美德医用器械有限公司 |
| 43796 | 雾化器           | NB-32130       | NB-32130       | 宁波贝斯美德医用器械有限公司 | 宁波贝斯美德医用器械有限公司 |
| 43799 | 雾化器           | NB-31611       | NB-31611       | 宁波贝斯美德医用器械有限公司 | 宁波贝斯美德医用器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称        | 产品规格     | 产品型号         | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|-------------|----------|--------------|-----------------|-----------------|
| 43803 | 雾化器         | NB-31621 | NB-31621     | 宁波贝斯美德医用器械有限公司  | 宁波贝斯美德医用器械有限公司  |
| 43806 | 雾化器         | NB-31641 | NB-31641     | 宁波贝斯美德医用器械有限公司  | 宁波贝斯美德医用器械有限公司  |
| 43809 | 雾化器         | NB-31711 | NB-31711     | 宁波贝斯美德医用器械有限公司  | 宁波贝斯美德医用器械有限公司  |
| 43812 | 雾化器         | NB-31741 | NB-31741     | 宁波贝斯美德医用器械有限公司  | 宁波贝斯美德医用器械有限公司  |
| 43853 | 一次性采血用真空回缩管 | 各种规格     | 1. 10201E+11 | 千禧光医疗器械（泰州）有限公司 | 千禧光医疗器械（泰州）有限公司 |
| 43885 | 一次性使用真空采血管  | 4ml      | 无添加剂         | 贵州天地医疗器械有限责任公司  | 贵州天地医疗器械有限责任公司  |
| 43888 | 一次性使用真空采血管  | 5ml      | 无添加剂         | 贵州天地医疗器械有限责任公司  | 贵州天地医疗器械有限责任公司  |
| 43891 | 一次性使用真空采血管  | 6ml      | 无添加剂         | 贵州天地医疗器械有限责任公司  | 贵州天地医疗器械有限责任公司  |
| 43892 | 一次性使用真空采血管  | 7ml      | 无添加剂         | 贵州天地医疗器械有限责任公司  | 贵州天地医疗器械有限责任公司  |
| 43893 | 一次性使用真空采血管  | 8ml      | 无添加剂         | 贵州天地医疗器械有限责任公司  | 贵州天地医疗器械有限责任公司  |
| 43894 | 一次性使用真空采血管  | 9ml      | 无添加剂         | 贵州天地医疗器械有限责任公司  | 贵州天地医疗器械有限责任公司  |
| 43897 | 一次性使用真空采血管  | 10ml     | 无添加剂         | 贵州天地医疗器械有限责任公司  | 贵州天地医疗器械有限责任公司  |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号   | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|------|--------|----------------|----------------|
| 43898 | 一次性使用真空采血管 | 1ml  | EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 43899 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 43911 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 43912 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 43913 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 43914 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 43915 | 一次性使用真空采血管 | 7ml  | EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 43916 | 一次性使用真空采血管 | 8ml  | EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 43917 | 一次性使用真空采血管 | 9ml  | EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 43918 | 一次性使用真空采血管 | 10ml | EDATK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 43919 | 一次性使用真空采血管 | 1ml  | EDTAK3 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 43920 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | EDTAK3 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格     | 产品型号     | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|----------|----------|----------------|----------------|
| 43921 | 一次性使用真空采血管 | 3ml      | EDTAK3   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 43922 | 一次性使用真空采血管 | 4ml      | EDTAK3   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 43923 | 一次性使用真空采血管 | 5ml      | EDTAK3   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 43924 | 一次性使用真空采血管 | 6ml      | EDTAK3   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 43925 | 一次性使用真空采血管 | 7ml      | EDTAK3   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 43926 | 一次性使用真空采血管 | 8ml      | EDTAK3   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 43929 | 一次性使用真空采血管 | 9ml      | EDTAK3   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 43993 | 雾化器        | PN-1118A | PN-1118A | 贝斯美德股份有限公司     | 上海川怡医疗科技有限公司   |
| 43995 | 雾化器        | PN-1122  | PN-1122  | 贝斯美德股份有限公司     | 上海川怡医疗科技有限公司   |
| 43998 | 雾化器        | PN-1120  | PN-1120  | 贝斯美德股份有限公司     | 上海川怡医疗科技有限公司   |
| 44045 | 一次性使用真空采血管 | 10ml     | EDTAK3   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44046 | 一次性使用真空采血管 | 1ml      | EDTAN2   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|------|-----------|----------------|----------------|
| 44047 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | EDTAN2    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44048 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | EDTAN2    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44049 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | EDTAN2    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44050 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | EDTAN2    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44051 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | EDTAN2    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44052 | 一次性使用真空采血管 | 7ml  | EDTAN2    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44053 | 一次性使用真空采血管 | 8ml  | EDTAN2    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44054 | 一次性使用真空采血管 | 9ml  | EDTAN2    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44055 | 一次性使用真空采血管 | 10ml | EDTAN2    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44056 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | 柠檬酸钠（9:1） | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44057 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 柠檬酸钠（9:1） | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44058 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 柠檬酸钠（9:1） | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |



| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|------|-----------|----------------|----------------|
| 44059 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | 柠檬酸钠（4:1） | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44060 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 柠檬酸钠（4:1） | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44061 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 分离胶/促凝剂   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44062 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 分离胶/促凝剂   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44063 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 分离胶/促凝剂   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44064 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | 分离胶/促凝剂   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44065 | 一次性使用真空采血管 | 7ml  | 分离胶/促凝剂   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44066 | 一次性使用真空采血管 | 8ml  | 分离胶/促凝剂   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44067 | 一次性使用真空采血管 | 10ml | 分离胶/促凝剂   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44068 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 分离胶/肝素    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44069 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 分离胶/肝素    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44070 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 分离胶/肝素    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|------|------------|----------------|----------------|
| 44071 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 分离胶/EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44072 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 分离胶/EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44073 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 分离胶/EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44074 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | 肝素钠        | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44075 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 肝素钠        | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44076 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 肝素钠        | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44077 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 肝素钠        | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44078 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | 肝素钠        | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44079 | 一次性使用真空采血管 | 7ml  | 肝素钠        | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44080 | 一次性使用真空采血管 | 10ml | 肝素钠        | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44081 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 肝素锂        | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44082 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 肝素锂        | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|------|------------|----------------|----------------|
| 44083 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 肝素锂        | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44084 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | 肝素锂        | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44085 | 一次性使用真空采血管 | 7ml  | 肝素锂        | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44086 | 一次性使用真空采血管 | 10ml | 肝素锂        | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44087 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | 氟化钠/草酸钾    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44088 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 氟化钠/草酸钾    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44089 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 氟化钠/草酸钾    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44090 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 氟化钠/草酸钾    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44091 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | 氟化钠/草酸钾    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44092 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | 氟化钠/EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44093 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 氟化钠/EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44094 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 氟化钠/EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|------|------------|----------------|----------------|
| 44095 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 氟化钠/EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44096 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | 氟化钠/EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44097 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | 氟化钠/EDTAN2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44098 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 氟化钠/EDTAN2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44099 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 氟化钠/EDTAN2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44100 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 氟化钠/EDTAN2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44101 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | 氟化钠/EDTAN2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44102 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | 氟化钠/肝素钠    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44103 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 氟化钠/肝素钠    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44104 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 氟化钠/肝素钠    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44105 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 氟化钠/肝素钠    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44106 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | 氟化钠/肝素钠    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|------|---------|----------------|----------------|
| 44107 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | 氟化钠/肝素锂 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44108 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 氟化钠/肝素锂 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44109 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 氟化钠/肝素锂 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44110 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 氟化钠/肝素锂 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44111 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | 氟化钠/肝素锂 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44112 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 促凝剂     | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44113 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 促凝剂     | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44114 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 促凝剂     | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44115 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | 促凝剂     | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44116 | 一次性使用真空采血管 | 7ml  | 促凝剂     | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44117 | 一次性使用真空采血管 | 8ml  | 促凝剂     | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44118 | 一次性使用真空采血管 | 9ml  | 促凝剂     | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号   | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|------|--------|----------------|----------------|
| 44119 | 一次性使用真空采血管 | 10ml | 促凝剂    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44120 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 无添加剂   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44122 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 无添加剂   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44123 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 无添加剂   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44124 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | 无添加剂   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44125 | 一次性使用真空采血管 | 7ml  | 无添加剂   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44126 | 一次性使用真空采血管 | 8ml  | 无添加剂   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44127 | 一次性使用真空采血管 | 9ml  | 无添加剂   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44128 | 一次性使用真空采血管 | 10ml | 无添加剂   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44129 | 一次性使用真空采血管 | 1ml  | EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44130 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44131 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号   | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|------|--------|----------------|----------------|
| 44132 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44133 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44134 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44135 | 一次性使用真空采血管 | 7ml  | EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44136 | 一次性使用真空采血管 | 8ml  | EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44137 | 一次性使用真空采血管 | 9ml  | EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44138 | 一次性使用真空采血管 | 10ml | EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44139 | 一次性使用真空采血管 | 1ml  | EDTAK3 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44140 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | EDTAK3 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44141 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | EDTAK3 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44142 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | EDTAK3 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44143 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | EDTAK3 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号   | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|------|--------|----------------|----------------|
| 44144 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | EDTAK3 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44145 | 一次性使用真空采血管 | 7ml  | EDTAK3 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44146 | 一次性使用真空采血管 | 8ml  | EDTAK3 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44147 | 一次性使用真空采血管 | 9ml  | EDTAK3 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44148 | 一次性使用真空采血管 | 10ml | EDTAK3 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44149 | 一次性使用真空采血管 | 1ml  | EDTAN2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44150 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | EDTAN2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44151 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | EDTAN2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44152 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | EDTAN2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44153 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | EDTAN2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44154 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | EDTAN2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44155 | 一次性使用真空采血管 | 7ml  | EDTAN2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |



| 流水号   | 产品名称       | 产品规格  | 产品型号      | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|-------|-----------|----------------|----------------|
| 44156 | 一次性使用真空采血管 | 8ml   | EDTAN2    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44157 | 一次性使用真空采血管 | 9ml   | EDTAN2    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44158 | 一次性使用真空采血管 | 10ml  | EDTAN2    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44159 | 一次性使用真空采血管 | 2ml   | 柠檬酸钠（9:1） | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44160 | 一次性使用真空采血管 | 3ml   | 柠檬酸钠（9:1） | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44161 | 一次性使用真空采血管 | 4ml   | 柠檬酸钠（9:1） | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44162 | 一次性使用真空采血管 | 2ml   | 柠檬酸钠（4:1） | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44163 | 一次性使用真空采血管 | 3ml   | 柠檬酸钠（4:1） | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44164 | 一次性使用真空采血管 | 1.6ml | 柠檬酸钠（4:1） | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44165 | 一次性使用真空采血管 | 3ml   | 分离胶/促凝剂   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44166 | 一次性使用真空采血管 | 4ml   | 分离胶/促凝剂   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44167 | 一次性使用真空采血管 | 5ml   | 分离胶/促凝剂   | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|------|------------|----------------|----------------|
| 44168 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | 分离胶/促凝剂    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44169 | 一次性使用真空采血管 | 7ml  | 分离胶/促凝剂    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44170 | 一次性使用真空采血管 | 8ml  | 分离胶/促凝剂    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44171 | 一次性使用真空采血管 | 10ml | 分离胶/促凝剂    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44172 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 分离胶/肝素     | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44173 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 分离胶/肝素     | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44174 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 分离胶/肝素     | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44175 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 分离胶/EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44176 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 分离胶/EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44177 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 分离胶/EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44178 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | 肝素钠        | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44179 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 肝素钠        | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号 | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|------|------|----------------|----------------|
| 44180 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 肝素钠  | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44181 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 肝素钠  | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44182 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | 肝素钠  | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44183 | 一次性使用真空采血管 | 7ml  | 肝素钠  | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44184 | 一次性使用真空采血管 | 10ml | 肝素钠  | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44185 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | 肝素锂  | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44186 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 肝素锂  | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44187 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 肝素锂  | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44188 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 肝素锂  | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44189 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | 肝素锂  | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44190 | 一次性使用真空采血管 | 7ml  | 肝素锂  | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44191 | 一次性使用真空采血管 | 10ml | 肝素锂  | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|------|------------|----------------|----------------|
| 44192 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | 氟化钠/草酸钾    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44193 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 氟化钠/草酸钾    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44194 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 氟化钠/草酸钾    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44195 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 氟化钠/草酸钾    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44196 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | 氟化钠/草酸钾    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44197 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | 氟化钠/EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44198 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 氟化钠/EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44199 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 氟化钠/EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44200 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 氟化钠/EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44201 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | 氟化钠/EDTAK2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44202 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | 氟化钠/EDTAN2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44203 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 氟化钠/EDTAN2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|------|------------|----------------|----------------|
| 44204 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 氟化钠/EDTAN2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44205 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 氟化钠/EDTAN2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44206 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | 氟化钠/EDTAN2 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44207 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | 氟化钠/肝素钠    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44208 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 氟化钠/肝素钠    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44209 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 氟化钠/肝素钠    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44210 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 氟化钠/肝素钠    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44211 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | 氟化钠/肝素钠    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44212 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | 氟化钠/肝素锂    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44213 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 氟化钠/肝素锂    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44214 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 氟化钠/肝素锂    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44215 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 氟化钠/肝素锂    | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|------|---------|----------------|----------------|
| 44216 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | 氟化钠/肝素锂 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44217 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 促凝剂     | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44218 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 促凝剂     | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44219 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 促凝剂     | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44220 | 一次性使用真空采血管 | 6ml  | 促凝剂     | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44221 | 一次性使用真空采血管 | 7ml  | 促凝剂     | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44222 | 一次性使用真空采血管 | 8ml  | 促凝剂     | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44223 | 一次性使用真空采血管 | 9ml  | 促凝剂     | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44224 | 一次性使用真空采血管 | 10ml | 促凝剂     | 贵州天地医疗器械有限责任公司 | 贵州天地医疗器械有限责任公司 |
| 44484 | 磁热理疗贴      | 各种规格 | A型      | 武汉时代珍传医疗器械有限公司 | 武汉时代珍传医疗器械有限公司 |
| 44492 | 磁热理疗贴      | 各种规格 | A型      | 武汉时代珍传医疗器械有限公司 | 武汉时代珍传医疗器械有限公司 |
| 44493 | 静电磁疗膜      | 各种规格 | A型      | 武汉时代珍传医疗器械有限公司 | 武汉时代珍传医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                                             | 产品规格      | 产品型号                            | 生产企业             | 挂网企业             |
|-------|--------------------------------------------------|-----------|---------------------------------|------------------|------------------|
| 44494 | 远红外热敷贴                                           | 各种规格      | A型                              | 武汉时代珍传医疗器械有限公司   | 武汉时代珍传医疗器械有限公司   |
| 44495 | 远红外热敷贴                                           | 各种规格      | A型                              | 武汉时代珍传医疗器械有限公司   | 武汉时代珍传医疗器械有限公司   |
| 44496 | 远红外磁疗贴                                           | 各种规格      | A型                              | 武汉时代珍传医疗器械有限公司   | 武汉时代珍传医疗器械有限公司   |
| 44524 | 烫熨治疗贴                                            | 80mm*90mm | 80mmX90mm                       | 日照海旭医疗器械有限公司     | 日照海旭医疗器械有限公司     |
| 44756 | 一次性无损伤吸痰管包                                       | 2.67mm    | Fr8                             | 江苏君临医疗实业有限公司     | 江苏君临医疗实业有限公司     |
| 44764 | 氯己定含漱液（0.12%）                                    | 200ml     | 含漱液                             | 哈尔滨全康药业有限责任公司    | 哈尔滨全康药业有限责任公司    |
| 44768 | 氯己定含漱液（0.03%）                                    | 100ml     | 含漱液                             | 哈尔滨全康药业有限责任公司    | 哈尔滨全康药业有限责任公司    |
| 44770 | 氯己定含漱液（0.03%）                                    | 200ml     | 含漱液                             | 哈尔滨全康药业有限责任公司    | 哈尔滨全康药业有限责任公司    |
| 45117 | 壳聚糖宫颈贴                                           | 35*35     | 35×35                           | 北京盛引信利医疗科技有限责任公司 | 北京盛引信利医疗科技有限责任公司 |
| 45128 | 血糖试纸(葡萄糖脱氢酶法)<br>Accu-Chek Inform II test strips | 各种规格      | Accu-Chek Inform II test strips | 陕西君耀体外诊断试剂有限公司   | 陕西君耀体外诊断试剂有限公司   |
| 45200 | 穴位贴敷（消痛型）                                        | 40mm*40mm | 40mm*40mm                       | 贵州东仪医疗器械有限公司     | 贵州东仪医疗器械有限公司     |
| 45205 | 穴位贴敷（消痛型）                                        | 40mm*40mm | 40mm*40mm                       | 贵州东仪医疗器械有限公司     | 贵州东仪医疗器械有限公司     |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| 45206 | 穴位贴敷（消痛型） | 60mm*60mm | 60mm*60mm | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 |
| 45207 | 穴位贴敷（消痛型） | 60mm*60mm | 60mm*60mm | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 |
| 45208 | 穴位贴敷（消痛型） | 65mm*65mm | 消痛型       | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 |
| 45210 | 穴位贴敷（消痛型） | 65mm*65mm | 65mm*65mm | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 |
| 45211 | 穴位贴敷（妇痛型） | 40mm*40mm | 40mm*40mm | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 |
| 45213 | 穴位贴敷（妇痛型） | 60mm*60mm | 60mm*60mm | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 |
| 45214 | 穴位贴敷（妇痛型） | 60mm*60mm | 60mm*60mm | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 |
| 45216 | 穴位贴敷（妇痛型） | 65mm*65mm | 65mm*65mm | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 |
| 45217 | 穴位贴敷（胃痛型） | 40mm*40mm | 40mm*40mm | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 |
| 45218 | 穴位贴敷（胃痛型） | 60mm*60mm | 60mm*60mm | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 |
| 45220 | 穴位贴敷（胃痛型） | 60mm*60mm | 60mm*60mm | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 |
| 45222 | 穴位贴敷（胃痛型） | 65mm*65mm | 65mm*65mm | 贵州东仪医疗器械有限公司 | 贵州东仪医疗器械有限公司 |



| 流水号   | 产品名称   | 产品规格       | 产品型号      | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|--------|------------|-----------|---------------|---------------|
| 45310 | 远红外理疗贴 | 7cm*10cm   | SKY-I     | 山东盛凯源药业有限公司   | 山东盛凯源药业有限公司   |
| 45317 | 热疗贴    | 9cm*9cm    | 无         | 山东盛凯源药业有限公司   | 山东盛凯源药业有限公司   |
| 45318 | 热疗贴    | 13cm*9.5cm | 无         | 山东盛凯源药业有限公司   | 山东盛凯源药业有限公司   |
| 45319 | 磁疗巴布贴  | 7.5cm*11cm | SKY-I     | 山东盛凯源药业有限公司   | 山东盛凯源药业有限公司   |
| 45320 | 磁疗巴布贴  | 5cm*7cm    | SKY-I     | 山东盛凯源药业有限公司   | 山东盛凯源药业有限公司   |
| 45367 | 造口袋    | 一件式尿路造口袋   | 4013TP    | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司 | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司 |
| 45368 | 造口袋    | 一件式肠造口袋    | 11910201F | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司 | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司 |
| 45385 | 造口袋    | 一件式肠造口袋    | 10910201F | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司 | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司 |
| 45428 | 磁疗巴布贴  | 7cm*10cm   | SKY-I     | 山东盛凯源药业有限公司   | 山东盛凯源药业有限公司   |
| 45429 | 磁疗巴布贴  | 10cm*14cm  | SKY-I     | 山东盛凯源药业有限公司   | 山东盛凯源药业有限公司   |
| 45455 | 医用冷敷贴  | 7cm*10cm   | 无         | 山东盛凯源药业有限公司   | 山东盛凯源药业有限公司   |
| 45456 | 医用冷敷贴  | 7cm*5cm    | 无         | 山东盛凯源药业有限公司   | 山东盛凯源药业有限公司   |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格           | 产品型号           | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 45461 | 造口袋        | 一件式肠造口袋        | 1146001F       | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司   | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司   |
| 45462 | 造口袋        | 一件式肠造口袋        | 1023TPF        | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司   | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司   |
| 45469 | 造口袋        | 一件式肠造口袋        | 1026001F       | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司   | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司   |
| 45549 | 隔物灸        | 80mm*70mm      | III型           | 新疆古纳斯维药科技有限公司   | 新疆古纳斯维药科技有限公司   |
| 45550 | 消毒型医用超声耦合剂 | 20g            | 20g            | 新疆古纳斯维药科技有限公司   | 新疆古纳斯维药科技有限公司   |
| 45554 | 输卵管通液器     | 长度：200mm直径：5mm | SL-A-F1520     | 上海绿十字医疗器械有限公司   | 上海绿十字医疗器械有限公司   |
| 45555 | 外科纱布敷料     | 10cm*10cm, 16层 | 10cm×10cm, 16层 | 广东斯特林医疗器械有限责任公司 | 广东斯特林医疗器械有限责任公司 |
| 45556 | 造口袋        | 一件式尿路造口袋       | 4016001        | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司   | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司   |
| 45557 | 造口袋        | 二件式肠造口袋        | 2023TPF        | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司   | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司   |
| 45558 | 造口袋        | 二件式肠造口袋        | 2026001F       | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司   | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司   |
| 45559 | 造口袋        | 二件式肠造口袋        | 2146001F       | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司   | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司   |
| 45560 | 造口袋        | 二件式肠造口袋        | 2207001F       | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司   | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司   |

| 流水号   | 产品名称 | 产品规格           | 产品型号           | 生产企业                   | 挂网企业           |
|-------|------|----------------|----------------|------------------------|----------------|
| 45561 | 造口袋  | 二件式肠造口袋        | 2087001F       | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司          | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司  |
| 45562 | 造口袋  | 二件式底盘          | 3013           | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司          | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司  |
| 45563 | 造口袋  | 二件式底盘          | 3016001        | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司          | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司  |
| 45564 | 造口袋  | 二件式底盘          | 3017001        | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司          | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司  |
| 45565 | 造口袋  | 二件式底盘          | 3064501        | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司          | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司  |
| 45567 | 造口袋  | 二件式尿路造口袋       | 4033TP         | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司          | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司  |
| 45568 | 造口袋  | 二件式尿路造口袋       | 4036001        | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司          | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司  |
| 45570 | 造口袋  | 二件式底盘          | 306320110C     | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司          | 桐乡市宝禾医疗器械有限公司  |
| 45676 | 疤痕平  | 10g            |                | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司         | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 |
| 45685 | 钙石灰  | 5L (4.5kg)     | TW168          | Molecular Products Ltd | 广州国奔鸿峰进出口有限公司  |
| 45700 | 弹性绷带 | TM-2.5CM*1.00M | TM-2.5CM*1.00M | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司          | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司  |
| 45701 | 钙石灰  | 5L (4.5kg)     | TP169          | Molecular Products Ltd | 广州国奔鸿峰进出口有限公司  |

| 流水号   | 产品名称                 | 产品规格             | 产品型号             | 生产企业                   | 挂网企业           |
|-------|----------------------|------------------|------------------|------------------------|----------------|
| 45702 | 钙石灰                  | 5L (4. 5kg)      | TW165            | Molecular Products Ltd | 广州国奔鸿峰进出口有限公司  |
| 45703 | 弹性绷带                 | TM-2. 5CM*4. 50M | TM-2. 5CM*4. 50M | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司          | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司  |
| 45704 | 钙石灰                  | 5L (4. 5kg)      | TP166            | Molecular Products Ltd | 广州国奔鸿峰进出口有限公司  |
| 45705 | 钙石灰                  | 5L (4. 5kg)      | TW162            | Molecular Products Ltd | 广州国奔鸿峰进出口有限公司  |
| 45706 | 钙石灰                  | 5L (4. 5kg)      | TP163            | Molecular Products Ltd | 广州国奔鸿峰进出口有限公司  |
| 45707 | 弹性绷带                 | TM-5. 0CM*4. 50M | TM-5. 0CM*4. 50M | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司          | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司  |
| 45708 | 弹性绷带                 | TM-7. 5CM*4. 50M | TM-7. 5CM*4. 50M | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司          | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司  |
| 45746 | 疤痕平                  | 15g              |                  | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司         | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 |
| 45749 | 疤痕平                  | 20g              |                  | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司         | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 |
| 45750 | 硅凝胶疤痕贴（商品名称：<br>芙芭克） | 3*12cm           |                  | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司         | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 |
| 45751 | 硅凝胶疤痕贴（商品名称：<br>芙芭克） | 4*30cm           |                  | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司         | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 |
| 45781 | 医用干式胶片               | A4               | ST-JL            | 郑州顺腾科贸有限公司             | 郑州顺腾科贸有限公司     |

| 流水号   | 产品名称             | 产品规格            | 产品型号            | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 45797 | 弹性绷带             | TM-10.0CM*4.50M | TM-10.0CM*4.50M | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司  | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司  |
| 45798 | 弹性绷带             | TM-15.0CM*4.50M | TM-15.0CM*4.50M | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司  | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司  |
| 45799 | 一次性使用引流袋         | BS-YLD1200WWB   | BS-YLD1200WWB   | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 |
| 45805 | 医用干式胶片           | 11in*14in       | ST-JM           | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45811 | 医用干式胶片           | 14in*17in       | ST-JM           | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45815 | 硅凝胶疤痕贴（商品名称：芙芭克） | 10*18cm         |                 | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 |
| 45819 | 医用干式胶片           | 8in*10in        | ST-JM           | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45820 | 医用干式胶片           | 16K             | ST-JR           | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45821 | 医用干式胶片           | A3              | ST-JR           | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45822 | 医用干式胶片           | A4              | ST-JR           | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45823 | 医用干式胶片           | B5              | ST-JR           | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45824 | 医用干式胶片           | 14in*17in       | ST-PC           | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格      | 产品型号  | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-----------|-----------|-------|----------------|----------------|
| 45825 | 壳聚糖阴道填塞敷料 | 3. 0g     | 凝胶式   | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 |
| 45826 | 医用干式胶片    | 16K       | ST-PC | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45828 | 医用干式胶片    | A3        | ST-PC | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45829 | 壳聚糖阴道填塞敷料 | 4. 0g     | 凝胶式   | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 |
| 45830 | 医用干式胶片    | A4        | ST-PC | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45831 | 医用干式胶片    | B5        | ST-PC | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45833 | 医用干式胶片    | 10in*12in | ST-PL | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45834 | 医用干式胶片    | 11in*14in | ST-PL | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45835 | 医用干式胶片    | 13in*17in | ST-PL | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45837 | 医用干式胶片    | 14in*17in | ST-PL | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45838 | 医用干式胶片    | 8in*10in  | ST-PL | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45839 | 医用干式胶片    | 8in*10in  | ST-JL | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格          | 产品型号          | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 45840 | 医用干式胶片   | 11in*14in     | ST-JL         | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45842 | 医用干式胶片   | 14in*17in     | ST-JL         | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45843 | 医用干式胶片   | A4            | ST-PB         | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45845 | 医用干式胶片   | A3            | ST-PB         | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45846 | 医用干式胶片   | B5            | ST-PB         | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45847 | 医用干式胶片   | 16K           | ST-PB         | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45849 | 医用干式胶片   | 8in*10in      | ST-PB         | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45852 | 医用干式胶片   | 10in*12in     | ST-PB         | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45853 | 医用干式胶片   | 14in*17in     | ST-PB         | 郑州顺腾科贸有限公司     | 郑州顺腾科贸有限公司     |
| 45861 | 液体创面保护膜  | 8g            |               | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 |
| 45862 | 液体创面保护膜  | 10g           |               | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 |
| 45863 | 一次性使用引流袋 | BS-YLD1200WYB | BS-YLD1200WYB | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格          | 产品型号          | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 45881 | 医用创面液体敷料 | 15ml          | 涂抹型           | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 |
| 45890 | 一次性使用引流袋 | BS-YLD1200YYB | BS-YLD1200YYB | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 |
| 45896 | 口腔溃疡膜    | 1.2cm         | I 型           | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 |
| 45900 | 口腔溃疡膜    | 1.2cm         | I 型           | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 |
| 45902 | 一次性使用引流袋 | BS-YLD1200YWB | BS-YLD1200YWB | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 |
| 45907 | 一次性使用引流袋 | BS-YLD2000WWB | BS-YLD2000WWB | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 |
| 45912 | 一次性使用引流袋 | BS-YLD2000WYB | BS-YLD2000WYB | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 |
| 45913 | 一次性使用引流袋 | BS-YLD2000YYB | BS-YLD2000YYB | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 |
| 45914 | 一次性使用引流袋 | BS-YLD2000YWB | BS-YLD2000YWB | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 |
| 45915 | 口腔溃疡凝胶   | 5g            |               | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 | 哈尔滨乾佰纳生物药业有限公司 |
| 45916 | 一次性使用引流袋 | BS-YLD2800WWB | BS-YLD2800WWB | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 |
| 45917 | 一次性使用引流袋 | BS-YLD2800WYB | BS-YLD2800WYB | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 |



| 流水号   | 产品名称       | 产品规格           | 产品型号          | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 45918 | 一次性使用引流袋   | BS-YLD2800YYB  | BS-YLD2800YYB | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 |
| 45919 | 一次性使用引流袋   | BS-YLD2800YWB  | BS-YLD2800YWB | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 | 天津蓝蛇伟业医疗器械有限公司 |
| 46378 | 富士医用干式胶片   | 25*30cm        | MDI-HLJ-C     | 西安万如工贸有限公司     | 西安万如工贸有限公司     |
| 46465 | 一次性使用捆扎止血带 | JYZ-A          | JYZ-A         | 宁波杰尼斯高分子科技有限公司 | 宁波杰尼斯高分子科技有限公司 |
| 46630 | 体腔体温探头     | TAE03-09       | TAE03-09      | 深圳市元和电子材料有限公司  | 深圳市元和电子材料有限公司  |
| 46745 | 体腔体温探头     | TAE03-10       | TAE03-10      | 深圳市元和电子材料有限公司  | 深圳市元和电子材料有限公司  |
| 46782 | 一次性使用捆扎止血带 | JYZ-B          | JYZ-B         | 宁波杰尼斯高分子科技有限公司 | 宁波杰尼斯高分子科技有限公司 |
| 47220 | 输卵管通液器     | 长度：260mm直径：5mm | SL-A-F1526    | 上海绿十字医疗器械有限公司  | 上海绿十字医疗器械有限公司  |
| 47666 | 光子冷凝胶      | 30g            |               | 广西达庆生物科技有限公司   | 广西达庆生物科技有限公司   |
| 47708 | 菌斑指示剂      | 5ml            | III型: 梔子蓝     | 广西达庆生物科技有限公司   | 广西达庆生物科技有限公司   |
| 47716 | 菌斑指示剂      | 10ml           | III型: 梔子蓝     | 广西达庆生物科技有限公司   | 广西达庆生物科技有限公司   |
| 47719 | 温热贴        | T1、80.0*60.0   | T1、80.0×60.0  | 广西达庆生物科技有限公司   | 广西达庆生物科技有限公司   |

| 流水号   | 产品名称             | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| 47720 | 疼痛热磁贴            | 80.0*60.0mm | 80.0×60.0mm | 广西达庆生物科技有限公司  | 广西达庆生物科技有限公司  |
| 47721 | 妇科热磁贴            | 85.0*65.0mm | 85.0×65.0mm | 广西达庆生物科技有限公司  | 广西达庆生物科技有限公司  |
| 47735 | 男科热磁贴            | 85.0*65.0mm | 85.0×65.0mm | 广西达庆生物科技有限公司  | 广西达庆生物科技有限公司  |
| 47736 | 乳腺热磁贴            | 80.0*60.0mm | 80.0×60.0mm | 广西达庆生物科技有限公司  | 广西达庆生物科技有限公司  |
| 47777 | 壳聚糖生物抗菌水凝胶功能敷料   | 3g          |             | 广西信业生物技术有限公司  | 广西信业生物技术有限公司  |
| 47784 | 皮肤保护剂            | 30ml        |             | 广西信业生物技术有限公司  | 广西信业生物技术有限公司  |
| 47786 | 远红外磁疗贴           | Φ22*20a     | 椭圆形（mm）     | 哈尔滨佰纳民生药业有限公司 | 哈尔滨佰纳民生药业有限公司 |
| 47799 | 壳聚糖痔疮生物抗菌水凝胶功能敷料 | 各种规格        |             | 广西信业生物技术有限公司  | 广西信业生物技术有限公司  |
| 47801 | 壳聚糖痔疮生物抗菌水凝胶功能敷料 | 各种规格        |             | 广西信业生物技术有限公司  | 广西信业生物技术有限公司  |
| 47820 | 壳聚糖生物护伤功能敷料      | 20ml        |             | 广西信业生物技术有限公司  | 广西信业生物技术有限公司  |
| 47825 | 壳聚糖生物护伤功能敷料      | 25ml        |             | 广西信业生物技术有限公司  | 广西信业生物技术有限公司  |
| 47827 | 壳聚糖生物护伤功能敷料      | 30ml        |             | 广西信业生物技术有限公司  | 广西信业生物技术有限公司  |

| 流水号   | 产品名称               | 产品规格                                                        | 产品型号            | 生产企业             | 挂网企业          |
|-------|--------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 47830 | 浅表创面护理敷料           | 30ml                                                        |                 | 广西信业生物技术有限公司     | 广西信业生物技术有限公司  |
| 47848 | 医用冷敷贴              | 50mm*120mm                                                  | II 型：50mm×120mm | 广西信业生物技术有限公司     | 广西信业生物技术有限公司  |
| 47849 | 医用退热贴              | 50mm*120mm                                                  | III型：50mm×120mm | 广西信业生物技术有限公司     | 广西信业生物技术有限公司  |
| 47864 | 医用腔道润滑剂            | 10ml                                                        |                 | 广西信业生物技术有限公司     | 广西信业生物技术有限公司  |
| 47865 | 医用腔道润滑剂            | 30ml                                                        |                 | 广西信业生物技术有限公司     | 广西信业生物技术有限公司  |
| 47877 | 止血贴（商品名：STEPTY P）  | 高分子材料胶带：120mm*40mm加<br>压止血护垫：27mm*15mm*9mm加<br>压板：36mm*30mm | No. 120P        | ニチバン株式会（米琪邦株式会社） | 广州一欣医疗器械有限公司  |
| 47881 | 创面敷料（商品名：STEPTY）   | 自粘胶带：80mm*39mm；加压护<br>垫：27mm*15mm*6mm                       | No. 80          | ニチバン株式会（米琪邦株式会社） | 广州一欣医疗器械有限公司  |
| 47883 | 吉尔碘牌皮肤消毒液          | 40ml                                                        |                 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司    | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 |
| 47902 | 透明敷料 CATHEREEPLUS  | 尺寸：25mm*30mm                                                | CPS0203         | ニチバン株式会（米琪邦株式会社） | 广州一欣医疗器械有限公司  |
| 47903 | 吉尔碘牌皮肤消毒液          | 60ml                                                        |                 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司    | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 |
| 47906 | 阿希米纳米银妇女外用抗菌<br>凝胶 | 3g                                                          | 凝胶剂型            | 深圳市源兴医药股份有限公司    | 深圳市源兴医药股份有限公司 |
| 47908 | 透明敷料 CATHEREEPLUS  | 尺寸：40mm*50mm                                                | CPS0405         | ニチバン株式会（米琪邦株式会社） | 广州一欣医疗器械有限公司  |

| 流水号   | 产品名称                    | 产品规格                              | 产品型号     | 生产企业             | 挂网企业          |
|-------|-------------------------|-----------------------------------|----------|------------------|---------------|
| 47909 | 透明敷料 CATHEREEPLUS       | 尺寸：60mm*80mm                      | CPS0608  | ニチバン株式会（米琪邦株式会社） | 广州一欣医疗器械有限公司  |
| 47910 | 透明敷料 CATHEREEPLUS       | 尺寸：110mm*140mm                    | CPS1114  | ニチバン株式会（米琪邦株式会社） | 广州一欣医疗器械有限公司  |
| 47912 | 透明伤口敷料 CATHEREEPLUS PAD | 医用自粘薄膜：50mm*80mm；医用敷垫：25mm*50mm   | CPSP0508 | ニチバン株式会（米琪邦株式会社） | 广州一欣医疗器械有限公司  |
| 47914 | 阿希米纳米银妇女外用抗菌凝胶          | 5g                                | 凝胶剂型     | 深圳市源兴医药股份有限公司    | 深圳市源兴医药股份有限公司 |
| 47915 | 透明伤口敷料 CATHEREEPLUS PAD | 医用自粘薄膜：80mm*120mm；医用敷垫：40mm*80mm  | CPSP0812 | ニチバン株式会（米琪邦株式会社） | 广州一欣医疗器械有限公司  |
| 47918 | 透明伤口敷料 CATHEREEPLUS PAD | 医用自粘薄膜：90mm*210mm；医用敷垫：50mm*160mm | CPSP0921 | ニチバン株式会（米琪邦株式会社） | 广州一欣医疗器械有限公司  |
| 47919 | 阿希米银离子妇女外用抗菌液           | 40g                               | 液体剂型     | 深圳市源兴医药股份有限公司    | 深圳市源兴医药股份有限公司 |
| 47920 | 阿希米银离子妇女外用抗菌液           | 160g                              | 液体剂型     | 深圳市源兴医药股份有限公司    | 深圳市源兴医药股份有限公司 |
| 47926 | 硅凝胶敷料                   | 3cm*12cm                          |          | 深圳市源兴医药股份有限公司    | 深圳市源兴医药股份有限公司 |
| 47927 | 硅凝胶敷料                   | 12cm*18cm                         |          | 深圳市源兴医药股份有限公司    | 深圳市源兴医药股份有限公司 |
| 47928 | 水胶体敷料                   | 5cm*5cm                           |          | 深圳市源兴医药股份有限公司    | 深圳市源兴医药股份有限公司 |
| 47929 | 水胶体敷料                   | 10cm*10cm                         |          | 深圳市源兴医药股份有限公司    | 深圳市源兴医药股份有限公司 |

| 流水号   | 产品名称        | 产品规格       | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------------|------------|------|---------------|---------------|
| 47930 | 水胶体敷料       | 15cm*15cm  |      | 深圳市源兴医药股份有限公司 | 深圳市源兴医药股份有限公司 |
| 47931 | 硫酸银纱布敷料     | 10cm*10cm  |      | 深圳市源兴医药股份有限公司 | 深圳市源兴医药股份有限公司 |
| 47932 | 硫酸银纱布敷料     | 10cm*15cm  |      | 深圳市源兴医药股份有限公司 | 深圳市源兴医药股份有限公司 |
| 47933 | 硫酸银纱布敷料     | 20cm*25cm  |      | 深圳市源兴医药股份有限公司 | 深圳市源兴医药股份有限公司 |
| 47934 | 硫酸银纱布敷料     | 45cm*50cm  |      | 深圳市源兴医药股份有限公司 | 深圳市源兴医药股份有限公司 |
| 47935 | 热敷贴         | 135mm*95mm | I型   | 深圳市源兴医药股份有限公司 | 深圳市源兴医药股份有限公司 |
| 47947 | 吉尔碘牌皮肤粘膜消毒液 | 10ml       |      | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 |
| 47948 | 吉尔碘牌皮肤粘膜消毒液 | 60ml       |      | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 |
| 47949 | 吉尔碘牌皮肤粘膜消毒液 | 200ml      |      | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 |
| 47950 | 吉尔碘牌皮肤粘膜消毒液 | 500ml      |      | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 |
| 47961 | 佶尔牌抗菌漱口液    | 250ml      |      | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 |
| 47964 | 佶尔牌抗菌漱口液    | 500ml      |      | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格           | 产品型号           | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 47988 | 吉尔牌75%医用酒精 | 60ml           |                | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 |
| 47990 | 吉尔牌75%医用酒精 | 500ml          |                | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 |
| 47992 | 自热式隔物理疗贴   | 95mm*140mm     | 95mm×140mm     | 广州市可为医疗器械有限公司 | 广州市可为医疗器械有限公司 |
| 47994 | 自热式隔物理疗贴   | 95mm*135mm（椭圆） | 95mm×135mm（椭圆） | 广州市可为医疗器械有限公司 | 广州市可为医疗器械有限公司 |
| 47997 | 吉尔牌克菌洗手液   | 500ml          |                | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 |
| 47998 | 吉尔牌克菌洗手液   | 1000ml         |                | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 |
| 47999 | 佶尔牌泡沫抗菌洗手液 | 500ml          |                | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 |
| 48000 | 佶尔牌泡沫抗菌洗手液 | 1000ml         |                | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 |
| 48021 | 吉尔牌净手消毒凝胶  | 60ml           |                | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 |
| 48022 | 吉尔牌净手消毒凝胶  | 500ml          |                | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 |
| 48023 | 吉尔牌净手消毒凝胶  | 1000ml         |                | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 | 郑州吉尔康消毒制品有限公司 |
| 48124 | 灭菌纸塑包装袋    | 70*（230+30）mm  | 扁平（带折）         | 天津康帕医疗产品有限公司  | 天津康帕医疗产品有限公司  |

| 流水号   | 产品名称    | 产品规格           | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|---------|----------------|--------|--------------|--------------|
| 48142 | 灭菌纸塑包装袋 | 90*（230+30）mm  | 扁平（带折） | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48143 | 灭菌纸塑包装袋 | 135*（254+29）mm | 扁平（带折） | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48144 | 灭菌纸塑包装袋 | 190*（330+30）mm | 扁平（带折） | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48145 | 灭菌纸塑包装袋 | 300*（370+30）mm | 扁平（带折） | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48154 | 灭菌指示包装卷 | 55mm*200m      | 卷带     | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48158 | 灭菌指示包装卷 | 75mm*200m      | 卷带     | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48159 | 灭菌指示包装卷 | 100mm*200m     | 卷带     | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48160 | 灭菌指示包装卷 | 150mm*200m     | 卷带     | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48161 | 灭菌指示包装卷 | 200mm*200m     | 卷带     | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48162 | 灭菌指示包装卷 | 250mm*200m     | 卷带     | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48163 | 灭菌指示包装卷 | 300mm*200m     | 卷带     | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48164 | 灭菌指示包装卷 | 400mm*200m     | 卷带     | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格          | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|--------------|---------------|----------|--------------|--------------|
| 48165 | 灭菌指示包装卷      | (75+25)*100m  | 卷带       | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48166 | 灭菌指示包装卷      | (100+50)*100m | 卷带       | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48167 | 灭菌指示包装卷      | (150+50)*100m | 卷带       | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48168 | 灭菌指示包装卷      | (200+55)*100m | 卷带       | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48169 | 灭菌指示包装卷      | (250+60)*100m | 卷带       | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48170 | 灭菌指示包装卷      | (300+65)*100m | 卷带       | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48171 | 灭菌指示包装卷      | (400+75)*100m | 卷带       | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48194 | 灭菌指示胶带       | 19mm*50m      | 19mm*50m | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48197 | 132° C蒸汽指示胶带 | 19mm*50m      | 19mm*50m | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48201 | 50g医用灭菌包装无纺布 | 30*30cm       |          | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48204 | 50g医用灭菌包装无纺布 | 40*40cm       |          | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48205 | 50g医用灭菌包装无纺布 | 45*45cm       |          | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |



| 流水号   | 产品名称         | 产品规格      | 产品型号 | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------------|
| 48206 | 50g医用灭菌包装无纺布 | 50*50cm   |      | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48207 | 50g医用灭菌包装无纺布 | 60*60cm   |      | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48208 | 50g医用灭菌包装无纺布 | 70*70cm   |      | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48209 | 50g医用灭菌包装无纺布 | 75*75cm   |      | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48210 | 50g医用灭菌包装无纺布 | 80*80cm   |      | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48211 | 50g医用灭菌包装无纺布 | 90*90cm   |      | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48212 | 50g医用灭菌包装无纺布 | 100*100cm |      | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48213 | 50g医用灭菌包装无纺布 | 120*120cm |      | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48214 | 60g医用灭菌包装无纺布 | 30*30cm   |      | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48215 | 60g医用灭菌包装无纺布 | 40*40cm   |      | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48216 | 60g医用灭菌包装无纺布 | 45*45cm   |      | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |
| 48217 | 60g医用灭菌包装无纺布 | 50*50cm   |      | 天津康帕医疗产品有限公司 | 天津康帕医疗产品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格              | 产品型号   | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|--------------|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 48218 | 60g医用灭菌包装无纺布 | 60*60cm           |        | 天津康帕医疗产品有限公司  | 天津康帕医疗产品有限公司  |
| 48219 | 60g医用灭菌包装无纺布 | 70*70cm           |        | 天津康帕医疗产品有限公司  | 天津康帕医疗产品有限公司  |
| 48220 | 60g医用灭菌包装无纺布 | 75*75cm           |        | 天津康帕医疗产品有限公司  | 天津康帕医疗产品有限公司  |
| 48221 | 60g医用灭菌包装无纺布 | 80*80cm           |        | 天津康帕医疗产品有限公司  | 天津康帕医疗产品有限公司  |
| 48222 | 60g医用灭菌包装无纺布 | 90*90cm           |        | 天津康帕医疗产品有限公司  | 天津康帕医疗产品有限公司  |
| 48224 | 60g医用灭菌包装无纺布 | 100*100cm         |        | 天津康帕医疗产品有限公司  | 天津康帕医疗产品有限公司  |
| 48225 | 60g医用灭菌包装无纺布 | 120*120cm         |        | 天津康帕医疗产品有限公司  | 天津康帕医疗产品有限公司  |
| 48266 | 医用高分子夹板      | 190mm*120mm*2.4mm | HWA-Z1 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 |
| 48299 | 医用高分子夹板      | 195mm*165mm*2.4mm | HWA-Z2 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 |
| 48300 | 医用高分子夹板      | 210mm*145mm*2.4mm | HWA-Z3 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 |
| 48301 | 医用高分子夹板      | 300mm*175mm*3.2mm | HWA-S1 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 |
| 48302 | 医用高分子夹板      | 270mm*175mm*3.2mm | HWA-S2 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称    | 产品规格              | 产品型号   | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|---------|-------------------|--------|---------------|---------------|
| 48303 | 医用高分子夹板 | 320mm*175mm*3.2mm | HWA-S3 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 |
| 48304 | 医用高分子夹板 | 290mm*205mm*3.2mm | HWA-S4 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 |
| 48305 | 医用高分子夹板 | 300mm*280mm*3.2mm | HWA-S5 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 |
| 48306 | 医用高分子夹板 | 360mm*210mm*3.2mm | HWA-S6 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 |
| 48307 | 医用高分子夹板 | 340mm*180mm*3.2mm | HWA-S7 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 |
| 48345 | 医用高反子夹板 | 480mm*238mm*3.2mm | HWA-S8 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 |
| 48346 | 医用高分子夹板 | 600mm*220mm*3.2mm | HWA-S9 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 |
| 48348 | 医用高分子夹板 | 380mm*185mm*3.2mm | HWA-J1 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 |
| 48349 | 医用高分子夹板 | 665mm*255mm*3.2mm | HWA-J2 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 |
| 48350 | 医用高分子夹板 | 570mm*240mm*3.2mm | HWA-J3 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 |
| 48351 | 医用高分子夹板 | 620mm*160mm*3.2mm | HWA-J4 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 | 北京海沃斯医疗科技有限公司 |
| 48458 | 医用消毒耦合剂 | 12g               | 12g    | 江苏壹叁玖医疗器械有限公司 | 江苏壹叁玖医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称        | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|-------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| 48501 | 盐水鼻腔喷雾器     | 50ml      | 50ml      | 广州市云端白雁生物科技有限公司 | 广州市云端白雁生物科技有限公司 |
| 48503 | 医用消毒耦合剂     | 16g       | 16g       | 江苏壹叁玖医疗器械有限公司   | 江苏壹叁玖医疗器械有限公司   |
| 48505 | VCu记忆型宫内节育器 | VCu260-28 | VCu260    | 辽宁浩宏医疗科技股份有限公司  | 辽宁浩宏医疗科技股份有限公司  |
| 48506 | 医用消毒耦合剂     | 20g       | 20g       | 江苏壹叁玖医疗器械有限公司   | 江苏壹叁玖医疗器械有限公司   |
| 48512 | VCu记忆型宫内节育器 | VCu260-30 | VCu260    | 辽宁浩宏医疗科技股份有限公司  | 辽宁浩宏医疗科技股份有限公司  |
| 48513 | VCu记忆型宫内节育器 | VCu260-32 | VCu260    | 辽宁浩宏医疗科技股份有限公司  | 辽宁浩宏医疗科技股份有限公司  |
| 48514 | VCu记忆型宫内节育器 | VCu380-28 | VCu380    | 辽宁浩宏医疗科技股份有限公司  | 辽宁浩宏医疗科技股份有限公司  |
| 48515 | VCu记忆型宫内节育器 | VCu380-30 | VCu380    | 辽宁浩宏医疗科技股份有限公司  | 辽宁浩宏医疗科技股份有限公司  |
| 48516 | VCu记忆型宫内节育器 | VCu380-32 | VCu380    | 辽宁浩宏医疗科技股份有限公司  | 辽宁浩宏医疗科技股份有限公司  |
| 48544 | 血糖试条        | 各种规格      | URIT G25  | 桂林优利特医疗电子有限公司   | 桂林优利特医疗电子有限公司   |
| 48567 | 骨伤磁疗贴       | 9*11 (cm) | 9*11 (cm) | 东台市梅氏药械有限公司     | 东台市梅氏药械有限公司     |
| 48570 | 血糖试条        | 各种规格      | URIT G26  | 桂林优利特医疗电子有限公司   | 桂林优利特医疗电子有限公司   |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格                | 产品型号          | 生产企业                 | 挂网企业            |
|-------|-----------|---------------------|---------------|----------------------|-----------------|
| 48571 | 血糖试条      | 各种规格                | URIT G28      | 桂林优利特医疗电子有限公司        | 桂林优利特医疗电子有限公司   |
| 48577 | 血糖试条      | 各种规格                | G400          | CERAGEM MEDISYS Inc. | 天津时代怡诺科技股份有限公司  |
| 48587 | 骨蜡        | 2.5g                | 2.5g          | 三河市三友医疗器械厂           | 三河市三友医疗器械厂      |
| 48648 | 新生儿光疗防护眼罩 | 大号                  | I型            | 安泰隆（南京）医疗用品有限公司      | 安泰隆（南京）医疗用品有限公司 |
| 48654 | 医用干式胶片    | A4（JPM-T-100~210）   | JPM-T-100~210 | 江苏康谷医疗科技有限公司         | 江苏康谷医疗科技有限公司    |
| 48655 | 医用干式胶片    | B5（JPM-T-100~210）   | JPM-T-100~210 | 江苏康谷医疗科技有限公司         | 江苏康谷医疗科技有限公司    |
| 48656 | 医用干式胶片    | 16K（JPM-T-100~210）  | JPM-T-100~210 | 江苏康谷医疗科技有限公司         | 江苏康谷医疗科技有限公司    |
| 48658 | 血糖试条      | 各种规格                | G300          | CERAGEM MEDISYS Inc. | 天津时代怡诺科技股份有限公司  |
| 48659 | 医用干式胶片    | A4（JPM-W-100~210）   | JPM-W-100~210 | 江苏康谷医疗科技有限公司         | 江苏康谷医疗科技有限公司    |
| 48661 | 医用干式胶片    | B5（JPM-W-100~210）   | JPM-W-100~210 | 江苏康谷医疗科技有限公司         | 江苏康谷医疗科技有限公司    |
| 48662 | 医用干式胶片    | 16K（JPM-W-100~210）  | JPM-W-100~210 | 江苏康谷医疗科技有限公司         | 江苏康谷医疗科技有限公司    |
| 48663 | 医用干式胶片    | 8*10（JPM-W-100~210） | JPM-W-100~210 | 江苏康谷医疗科技有限公司         | 江苏康谷医疗科技有限公司    |

| 流水号   | 产品名称   | 产品规格                 | 产品型号          | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|--------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| 48664 | 医用干式胶片 | 10*12（JPM-W-100～210） | JPM-W-100～210 | 江苏康谷医疗科技有限公司 | 江苏康谷医疗科技有限公司 |
| 48665 | 医用干式胶片 | 11*14（JPM-W-100～210） | JPM-W-100～210 | 江苏康谷医疗科技有限公司 | 江苏康谷医疗科技有限公司 |
| 48666 | 医用干式胶片 | A3（JPM-W-100～210）    | JPM-W-100～210 | 江苏康谷医疗科技有限公司 | 江苏康谷医疗科技有限公司 |
| 48667 | 医用干式胶片 | A3+（JPM-W-100～210）   | JPM-W-100～210 | 江苏康谷医疗科技有限公司 | 江苏康谷医疗科技有限公司 |
| 48668 | 医用干式胶片 | 13*17（JPM-W-100～210） | JPM-W-100～210 | 江苏康谷医疗科技有限公司 | 江苏康谷医疗科技有限公司 |
| 48669 | 医用干式胶片 | 14*17（JPM-W-100～210） | JPM-W-100～210 | 江苏康谷医疗科技有限公司 | 江苏康谷医疗科技有限公司 |
| 48670 | 医用干式胶片 | A4（JPM-B-100～210）    | JPM-B-100～210 | 江苏康谷医疗科技有限公司 | 江苏康谷医疗科技有限公司 |
| 48671 | 医用干式胶片 | 8*10（JPM-B-100～210）  | JPM-B-100～210 | 江苏康谷医疗科技有限公司 | 江苏康谷医疗科技有限公司 |
| 48672 | 医用干式胶片 | 10*12（JPM-B-100～210） | JPM-B-100～210 | 江苏康谷医疗科技有限公司 | 江苏康谷医疗科技有限公司 |
| 48673 | 医用干式胶片 | 11*14（JPM-B-100～210） | JPM-B-100～210 | 江苏康谷医疗科技有限公司 | 江苏康谷医疗科技有限公司 |
| 48674 | 医用干式胶片 | A3（JPM-B-100～210）    | JPM-B-100～210 | 江苏康谷医疗科技有限公司 | 江苏康谷医疗科技有限公司 |
| 48675 | 医用干式胶片 | A3+（JPM-B-100～210）   | JPM-B-100～210 | 江苏康谷医疗科技有限公司 | 江苏康谷医疗科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格                 | 产品型号          | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|----------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 48676 | 医用干式胶片     | 13*17（JPM-B-100~210） | JPM-B-100~210 | 江苏康谷医疗科技有限公司    | 江苏康谷医疗科技有限公司    |
| 48680 | 新生儿光疗防护眼罩  | 中号                   | I型            | 安泰隆（南京）医疗用品有限公司 | 安泰隆（南京）医疗用品有限公司 |
| 48682 | 医用干式胶片     | 14*17（JPM-B-100~210） | JPM-B-100~210 | 江苏康谷医疗科技有限公司    | 江苏康谷医疗科技有限公司    |
| 48696 | 众乐牌医用白凡士林  | 400ml                | 无             | 文水大有实业有限公司      | 文水大有实业有限公司      |
| 48699 | 众乐牌抗菌洗手液   | 500ml                | 无             | 文水大有实业有限公司      | 文水大有实业有限公司      |
| 48701 | 众乐牌免洗手消毒凝胶 | 500ml                |               | 文水大有实业有限公司      | 文水大有实业有限公司      |
| 48702 | 新生儿光疗防护眼罩  | 小号                   | I型            | 安泰隆（南京）医疗用品有限公司 | 安泰隆（南京）医疗用品有限公司 |
| 48704 | 众乐牌新洁灵消毒液  | 500ml                |               | 文水大有实业有限公司      | 文水大有实业有限公司      |
| 48707 | 骨蜡         | 3g                   | 3g            | 三河市三友医疗器械厂      | 三河市三友医疗器械厂      |
| 48737 | 新生儿光疗防护眼罩  | 大号                   | II型           | 安泰隆（南京）医疗用品有限公司 | 安泰隆（南京）医疗用品有限公司 |
| 48763 | 线锯         | 50cm                 | 50cm          | 三河市三友医疗器械厂      | 三河市三友医疗器械厂      |
| 48783 | 一次性使用双极电凝镊 | 直形                   | 直形            | 三河市三友医疗器械厂      | 三河市三友医疗器械厂      |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格                 | 产品型号                  | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 48784 | 一次性使用双极电凝镊 | 枪形                   | 枪形                    | 三河市三友医疗器械厂      | 三河市三友医疗器械厂      |
| 48789 | 新生儿光疗防护眼罩  | 中号                   | II型                   | 安泰隆（南京）医疗用品有限公司 | 安泰隆（南京）医疗用品有限公司 |
| 48790 | 新生儿光疗防护眼罩  | 小号                   | II型                   | 安泰隆（南京）医疗用品有限公司 | 安泰隆（南京）医疗用品有限公司 |
| 48791 | 新生儿光疗防护眼罩  | 特小号                  | II型                   | 安泰隆（南京）医疗用品有限公司 | 安泰隆（南京）医疗用品有限公司 |
| 48792 | 抗菌功能性敷料（贴） | 10g                  | 综合治疗凝胶型               | 吉林省蓝鼎陆和科技有限公司   | 吉林省蓝鼎陆和科技有限公司   |
| 48813 | 一次性使用塑料头皮夹 | 16mm(±1.1)*9mm(±1.1) | 16mm(±1.1) x9mm(±1.1) | 三河市三友医疗器械厂      | 三河市三友医疗器械厂      |
| 48823 | 新生儿光疗防护眼罩  | 大号                   | V型                    | 安泰隆（南京）医疗用品有限公司 | 安泰隆（南京）医疗用品有限公司 |
| 48825 | 新生儿光疗防护眼罩  | 中号                   | V型                    | 安泰隆（南京）医疗用品有限公司 | 安泰隆（南京）医疗用品有限公司 |
| 48827 | 新生儿光疗防护眼罩  | 小号                   | V型                    | 安泰隆（南京）医疗用品有限公司 | 安泰隆（南京）医疗用品有限公司 |
| 48830 | 一次性使用吸痰管   | Y**TG-A型             | YXXTG-A型              | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司  | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司  |
| 48833 | 一次性使用雾化器   | YW-Y*12ml            | 成人型                   | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司  | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司  |
| 48835 | 无菌保护罩      | 小号                   | 小号                    | 三河市三友医疗器械厂      | 三河市三友医疗器械厂      |



| 流水号   | 产品名称   | 产品规格     | 产品型号                     | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|--------|----------|--------------------------|---------------|---------------|
| 48836 | 无菌保护罩  | 钻套       | 大号                       | 三河市三友医疗器械厂    | 三河市三友医疗器械厂    |
| 48837 | 无菌保护罩  | 镜套       | (双人双目)<br>2200×1200mm    | 三河市三友医疗器械厂    | 三河市三友医疗器械厂    |
| 48838 | 无菌保护罩  | 镜套       | (双人双目)<br>3000X1120mm    | 三河市三友医疗器械厂    | 三河市三友医疗器械厂    |
| 48839 | 热疗贴    | 9cm*11cm | 9cm*11cm                 | 山东世纪通医药科技有限公司 | 山东世纪通医药科技有限公司 |
| 48840 | 无菌保护罩  | 镜套       | (双人双目蔡司)<br>2200×1200mm  | 三河市三友医疗器械厂    | 三河市三友医疗器械厂    |
| 48841 | 无菌保护罩  | 镜套       | (双人双目蔡司)<br>3000× 1200mm | 三河市三友医疗器械厂    | 三河市三友医疗器械厂    |
| 48842 | 无菌保护罩  | 镜套       | (双人双目莱卡)<br>2200×1200mm  | 三河市三友医疗器械厂    | 三河市三友医疗器械厂    |
| 48843 | 无菌保护罩  | 镜套       | (双人双目莱卡)<br>3000×1200mm  | 三河市三友医疗器械厂    | 三河市三友医疗器械厂    |
| 48844 | 隔物灸    | 8cm*23cm | 8cm*23cm                 | 山东世纪通医药科技有限公司 | 山东世纪通医药科技有限公司 |
| 48864 | 暖宫贴    | 9cm*11cm | 9cm*11cm                 | 山东世纪通医药科技有限公司 | 山东世纪通医药科技有限公司 |
| 48867 | 烫熨治疗贴  | 8cm*23cm | 8cm*23cm                 | 山东世纪通医药科技有限公司 | 山东世纪通医药科技有限公司 |
| 48869 | 远红外理疗贴 | 7cm*10cm | 7cm*10cm                 | 山东世纪通医药科技有限公司 | 山东世纪通医药科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称            | 产品规格      | 产品型号     | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-----------------|-----------|----------|----------------|----------------|
| 48871 | 磁灸热贴            | 9cm*11cm  | 9cm*11cm | 山东世纪通医药科技有限公司  | 山东世纪通医药科技有限公司  |
| 48876 | 抗菌功能性敷料（贴）      | 30g       | 综合治疗凝胶型  | 吉林省蓝鼎陆和科技有限公司  | 吉林省蓝鼎陆和科技有限公司  |
| 48878 | 一次性使用氧气湿化连接瓶    | YYSLP-C型  | YYSLP-C型 | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司 | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司 |
| 48883 | 一次性使用鼻氧管        | YB-A型     | YB-A型    | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司 | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司 |
| 48886 | 抗菌功能性敷料（贴）      | 26cm*22cm | 贴敷型      | 吉林省蓝鼎陆和科技有限公司  | 吉林省蓝鼎陆和科技有限公司  |
| 48887 | 抗菌功能性敷料（贴）      | 26cm*22cm | 面膜型      | 吉林省蓝鼎陆和科技有限公司  | 吉林省蓝鼎陆和科技有限公司  |
| 48889 | 卡波姆湿性修复功能性敷料（贴） | 26cm*22cm | 面膜型      | 吉林省蓝鼎陆和科技有限公司  | 吉林省蓝鼎陆和科技有限公司  |
| 48891 | 卡波姆湿性修复功能性敷料（贴） | 30g       | 修复I型     | 吉林省蓝鼎陆和科技有限公司  | 吉林省蓝鼎陆和科技有限公司  |
| 48892 | 卡波姆湿性修复功能性敷料（贴） | 30g       | 修复III型   | 吉林省蓝鼎陆和科技有限公司  | 吉林省蓝鼎陆和科技有限公司  |
| 48951 | 无菌敷料棉           | 普通棉条      | 80×25mm  | 三河市三友医疗器械厂     | 三河市三友医疗器械厂     |
| 48952 | 无菌敷料棉           | 普通棉块      | 25×25mm  | 三河市三友医疗器械厂     | 三河市三友医疗器械厂     |
| 48953 | 一次性雾化吸入管        | 吸嘴式       | 吸嘴式      | 合肥新迈美克医疗科技有限公司 | 合肥新迈美克医疗科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| 48954 | 无菌敷料棉    | *光跟踪线棉条     | 80×25mm     | 三河市三友医疗器械厂     | 三河市三友医疗器械厂     |
| 48955 | 无菌敷料棉    | *光跟踪线棉块     | 25×25mm     | 三河市三友医疗器械厂     | 三河市三友医疗器械厂     |
| 48956 | 磁疗贴      | 9.5cm*13cm  | 9.5cm*13cm  | 山东世纪通医药科技有限公司  | 山东世纪通医药科技有限公司  |
| 48957 | 退热贴      | 4cm*11cm    | 4cm*11cm    | 山东世纪通医药科技有限公司  | 山东世纪通医药科技有限公司  |
| 48958 | 医用冷敷贴    | 7cm*10cm    | 7cm*10cm    | 山东世纪通医药科技有限公司  | 山东世纪通医药科技有限公司  |
| 48959 | 一次性雾化吸入管 | 面罩式         | 面罩式         | 合肥新迈美克医疗科技有限公司 | 合肥新迈美克医疗科技有限公司 |
| 48984 | 穴位贴敷治疗贴  | 5cm*5cm     | 5cm*5cm     | 山东世纪通医药科技有限公司  | 山东世纪通医药科技有限公司  |
| 48985 | 穴位贴敷治疗贴  | 8.5cm*8.5cm | 8.5cm*8.5cm | 山东世纪通医药科技有限公司  | 山东世纪通医药科技有限公司  |
| 48987 | 穴位贴敷治疗贴  | 7cm*10cm    | 7cm*10cm    | 山东世纪通医药科技有限公司  | 山东世纪通医药科技有限公司  |
| 49018 | 医用纱布敷料   | 5cm*7cm*8层  | A1型         | 江西中赣医疗器械有限公司   | 江西中赣医疗器械有限公司   |
| 49020 | 医用纱布敷料   | 6cm*8cm*8层  | A1型         | 江西中赣医疗器械有限公司   | 江西中赣医疗器械有限公司   |
| 49030 | 医用纱布敷料   | 8cm*8cm*8层  | A1型         | 江西中赣医疗器械有限公司   | 江西中赣医疗器械有限公司   |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格               | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|--------------------|-------|---------------|---------------|
| 49031 | 医用纱布敷料     | 8cm*10cm*8层        | A1型   | 江西中赣医疗器械有限公司  | 江西中赣医疗器械有限公司  |
| 49032 | 医用纱布敷料     | 10cm*10cm*8层       | A1型   | 江西中赣医疗器械有限公司  | 江西中赣医疗器械有限公司  |
| 49033 | 医用纱布敷料     | 10cm*12cm*层        | A1型   | 江西中赣医疗器械有限公司  | 江西中赣医疗器械有限公司  |
| 49035 | 干式医用X射线胶片  | A4(210mm*297mm)    |       | 天津市瑞擎影像材料有限公司 | 天津市瑞擎影像材料有限公司 |
| 49038 | 阴道灌洗器      | 50ml               |       | 惠州市卓元医疗器械有限公司 | 惠州市卓元医疗器械有限公司 |
| 49066 | 干式医用X射线胶片  | 8*10（203mm*254mm）  |       | 天津市瑞擎影像材料有限公司 | 天津市瑞擎影像材料有限公司 |
| 49067 | 干式医用X射线胶片  | A3(297mm*420mm)    |       | 天津市瑞擎影像材料有限公司 | 天津市瑞擎影像材料有限公司 |
| 49068 | 干式医用X射线胶片  | 11*14（279mm*356mm） |       | 天津市瑞擎影像材料有限公司 | 天津市瑞擎影像材料有限公司 |
| 49069 | 干式医用X射线胶片  | 13*17（330mm*432mm） |       | 天津市瑞擎影像材料有限公司 | 天津市瑞擎影像材料有限公司 |
| 49070 | 干式医用X射线胶片  | 14*17（330mm*432mm） |       | 天津市瑞擎影像材料有限公司 | 天津市瑞擎影像材料有限公司 |
| 49132 | 一次性使用真空采血管 | A型普通管（无添加剂）        | A型普通管 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 |
| 49148 | 一次性使用真空采血管 | EDTA-K2            | B型抗凝管 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格       | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|------------|-------|---------------|---------------|
| 49149 | 一次性使用真空采血管 | 柠檬酸钠1:9    | B型抗凝管 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 |
| 49150 | 一次性使用真空采血管 | 柠檬酸钠1:4    | B型抗凝管 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 |
| 49152 | 一次性使用真空采血管 | 肝素钠        | B型抗凝管 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 |
| 49153 | 一次性使用真空采血管 | C型促凝管（促凝剂） | C型促凝管 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 |
| 49204 | 一次性使用硅胶喉罩  | 1. 5#      | 普通型   | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 |
| 49207 | 一次性使用硅胶喉罩  | 2#         | 普通型   | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 |
| 49208 | 一次性使用硅胶喉罩  | 2. 5#      | 普通型   | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 |
| 49210 | 一次性使用硅胶喉罩  | 3#         | 普通型   | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 |
| 49212 | 一次性使用硅胶喉罩  | 4#         | 普通型   | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 |
| 49213 | 一次性使用硅胶喉罩  | 5#         | 普通型   | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 |
| 49215 | 一次性使用硅胶喉罩  | 1. 5#      | 加强型   | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 |
| 49257 | 一次性使用硅胶喉罩  | 2#         | 加强型   | 江西格兰斯医疗器械有限公司 | 江西格兰斯医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格  | 产品型号     | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|-------|----------|-----------------|-----------------|
| 49258 | 一次性使用硅胶喉罩  | 2. 5# | 加强型      | 江西格兰斯医疗器械有限公司   | 江西格兰斯医疗器械有限公司   |
| 49260 | 一次性使用硅胶喉罩  | 3#    | 加强型      | 江西格兰斯医疗器械有限公司   | 江西格兰斯医疗器械有限公司   |
| 49262 | 一次性使用硅胶喉罩  | 4#    | 加强型      | 江西格兰斯医疗器械有限公司   | 江西格兰斯医疗器械有限公司   |
| 49264 | 一次性使用硅胶喉罩  | 5#    | 加强型      | 江西格兰斯医疗器械有限公司   | 江西格兰斯医疗器械有限公司   |
| 49477 | 新生儿光疗防护眼罩  | F-A   |          | 法斯达（无锡）医学设备有限公司 | 法斯达（无锡）医学设备有限公司 |
| 49479 | 新生儿光疗防护眼罩  | F-B   |          | 法斯达（无锡）医学设备有限公司 | 法斯达（无锡）医学设备有限公司 |
| 49482 | 新生儿光疗防护眼罩  | F-C   |          | 法斯达（无锡）医学设备有限公司 | 法斯达（无锡）医学设备有限公司 |
| 49483 | 新生儿光疗防护眼罩  | T     |          | 法斯达（无锡）医学设备有限公司 | 法斯达（无锡）医学设备有限公司 |
| 49484 | 新生儿光疗防护眼罩  | N-A   |          | 法斯达（无锡）医学设备有限公司 | 法斯达（无锡）医学设备有限公司 |
| 49486 | 新生儿光疗防护眼罩  | N-B   |          | 法斯达（无锡）医学设备有限公司 | 法斯达（无锡）医学设备有限公司 |
| 49487 | 新生儿光疗防护眼罩  | N-C   |          | 法斯达（无锡）医学设备有限公司 | 法斯达（无锡）医学设备有限公司 |
| 49730 | 血糖试纸（电化学法） | 各种规格  | TD-4280A | 泰博科技股份有限公司      | 苏州品元生物科技有限公司    |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业              | 挂网企业              |
|-------|--------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
| 49757 | 血糖试纸（电化学法）   | 各种规格       | TD-4241A   | 泰博科技股份有限公司        | 苏州品元生物科技有限公司      |
| 49914 | 卡波姆妇科凝胶      | 3g         |            | 长春市奥朗特生化药械研究所     | 长春市奥朗特生化药械研究所     |
| 49920 | 咬嘴           | 24mm*109mm | 24mm*109mm | 沧县康复药用包装材料厂（普通合伙） | 沧县康复药用包装材料厂（普通合伙） |
| 49929 | 卡波姆痔疮凝胶      | 5g         |            | 长春市奥朗特生化药械研究所     | 长春市奥朗特生化药械研究所     |
| 49930 | 医用敷料阴道修复液    | 40ml       |            | 长春市奥朗特生化药械研究所     | 长春市奥朗特生化药械研究所     |
| 49931 | 敷料喷雾剂        | 30ml       |            | 长春市奥朗特生化药械研究所     | 长春市奥朗特生化药械研究所     |
| 49932 | 银离子抗菌水凝胶妇君康  | 200ml      |            | 长春市奥朗特生化药械研究所     | 长春市奥朗特生化药械研究所     |
| 49934 | 银离子抗菌水凝胶妇炎1号 | 3g         |            | 长春市奥朗特生化药械研究所     | 长春市奥朗特生化药械研究所     |
| 49935 | 银离子抗菌水凝胶妇康宝  | 5g         |            | 长春市奥朗特生化药械研究所     | 长春市奥朗特生化药械研究所     |
| 49936 | 皮肤喷剂         | 20ml       |            | 长春市奥朗特生化药械研究所     | 长春市奥朗特生化药械研究所     |
| 50028 | 海水鼻腔喷雾器      | 30ml       |            | 长春市奥朗特生化药械研究所     | 长春市奥朗特生化药械研究所     |
| 50032 | 医用敷料鼻腔修复液    | 30ml       |            | 长春市奥朗特生化药械研究所     | 长春市奥朗特生化药械研究所     |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|------|---------|----------------|----------------|
| 50071 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 促凝剂     | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50105 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 促凝剂     | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50107 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 促凝剂     | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50110 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 无添加剂    | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50111 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 无添加剂    | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50112 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 无添加剂    | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50114 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | 分离胶/促凝剂 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50191 | 一次性使用真空采血管 | 4ml  | 分离胶/促凝剂 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50193 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | 分离胶/促凝剂 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50195 | 一次性使用真空采血管 | 2ml  | EDTA钾盐  | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50196 | 一次性使用真空采血管 | 3ml  | EDTA钾盐  | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50197 | 一次性使用真空采血管 | 5ml  | EDTA钾盐  | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |



| 流水号   | 产品名称       | 产品规格                                                | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|-----------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|
| 50198 | 一次性使用真空采血管 | 3ml                                                 | 肝素      | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50199 | 一次性使用真空采血管 | 4ml                                                 | 肝素      | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50200 | 一次性使用真空采血管 | 5ml                                                 | 肝素      | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50201 | 一次性使用真空采血管 | 2ml                                                 | 柠檬酸钠4NC | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50203 | 一次性使用真空采血管 | 3ml                                                 | 柠檬酸钠4NC | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50205 | 一次性使用真空采血管 | 2ml                                                 | 柠檬酸钠9NC | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50207 | 一次性使用真空采血管 | 3ml                                                 | 柠檬酸钠9NC | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50209 | 一次性使用真空采血管 | 2ml                                                 | 氟化钠/草酸钾 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50212 | 一次性使用真空采血管 | 3ml                                                 | 氟化钠/草酸钾 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50234 | 医用阴道冲洗器    | A型(冲洗头总长：620.00mm，出水口：2.00mm，冲洗头最大直径：12.00mm，进水口内径： | A型      | 广州熙福医疗器材有限公司   | 广州熙福医疗器材有限公司   |
| 50320 | 一次性使用真空采血管 | 1.6ml                                               | 柠檬酸钠4NC | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50321 | 一次性使用真空采血管 | 3ml                                                 | 促凝剂     | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格   | 产品型号     | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------|--------|----------|----------------|----------------|
| 50323 | 一次性使用真空采血管    | 4ml    | 促凝剂      | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50325 | 一次性使用真空采血管    | 5ml    | 促凝剂      | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50326 | 一次性使用真空采血管    | 3ml    | 无添加剂     | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50327 | 一次性使用真空采血管    | 4ml    | 无添加剂     | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50328 | 一次性使用真空采血管    | 5ml    | 无添加剂     | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50330 | 一次性使用真空采血管    | 3ml    | 分离胶/促凝剂  | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50332 | 一次性使用真空采血管    | 4ml    | 分离胶/促凝剂  | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50334 | 一次性使用真空采血管    | 5ml    | 分离胶/促凝剂  | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50336 | 一次性使用真空采血管    | 2ml    | EDTA钾盐   | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50401 | 爱特卫普牌抗菌洗手液    | 500ML  | KJ-500   | 北京爱特卫普生物科技有限公司 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 |
| 50406 | 爱特卫普牌免洗外科手消毒液 | 500ML  | SHD-500  | 北京爱特卫普生物科技有限公司 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 |
| 50409 | 康福特牌除锈剂       | 1000ML | CXJ-1000 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格   | 产品型号      | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------|--------|-----------|----------------|----------------|
| 50410 | 康福特牌防锈润滑剂     | 1000ML | FXRH-1000 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 |
| 50411 | 爱特卫普牌抗菌洗手液    | 1000ML | KJ-1000   | 北京爱特卫普生物科技有限公司 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 |
| 50450 | 一次性使用真空采血管    | 3ml    | EDTA钾盐    | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50451 | 一次性使用真空采血管    | 5ml    | EDTA钾盐    | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50453 | 一次性使用真空采血管    | 3ml    | 肝素        | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50454 | 一次性使用真空采血管    | 4ml    | 肝素        | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50455 | 一次性使用真空采血管    | 5ml    | 肝素        | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50456 | 一次性使用真空采血管    | 2ml    | 柠檬酸钠4NC   | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50457 | 一次性使用真空采血管    | 3ml    | 柠檬酸钠4NC   | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50459 | 一次性使用真空采血管    | 2ml    | 柠檬酸钠9NC   | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50460 | 爱特卫普牌免洗外科手消毒液 | 1000ML | SHD-1000  | 北京爱特卫普生物科技有限公司 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 |
| 50465 | 康福特牌除锈剂       | 2500ML | CXJ-2500  | 北京爱特卫普生物科技有限公司 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                     | 产品规格       | 产品型号          | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------------------------|------------|---------------|----------------|----------------|
| 50466 | 康福特牌防锈润滑剂                | 2500ML     | FXRH-2500     | 北京爱特卫普生物科技有限公司 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 |
| 50470 | 洗手消毒刷                    | 80*50*40mm |               | 常州沐坤海绵科技有限公司   | 常州沐坤海绵科技有限公司   |
| 50471 | 爱特卫普牌皮肤粘膜手消毒液（泡沫型免洗手消毒液） | 60ML       | HR-60         | 北京爱特卫普生物科技有限公司 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 |
| 50472 | 爱特卫普牌皮肤粘膜手消毒液（泡沫型免洗手消毒液） | 280ML      | HR-280        | 北京爱特卫普生物科技有限公司 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 |
| 50474 | 爱特卫普牌皮肤粘膜手消毒液（泡沫型免洗手消毒液） | 365ml      | HR-365        | 北京爱特卫普生物科技有限公司 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 |
| 50477 | 爱特卫普牌皮肤粘膜手消毒液（泡沫型免洗手消毒液） | 800ML      | HRZ-800（感应型）  | 北京爱特卫普生物科技有限公司 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 |
| 50485 | 一次性使用真空采血管               | 3ml        | 柠檬酸钠9NC       | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50487 | 一次性使用真空采血管               | 2ml        | 氟化钠/草酸钾       | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50488 | 一次性使用真空采血管               | 3ml        | 氟化钠/草酸钾       | 烟台华正医疗器械科技有限公司 | 烟台华正医疗器械科技有限公司 |
| 50498 | 康福特牌除锈剂                  | 5000ml     | CXJ-5000      | 北京爱特卫普生物科技有限公司 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 |
| 50509 | 康福特牌防锈润滑剂                | 5000ml     | FXRH-5000     | 北京爱特卫普生物科技有限公司 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 |
| 50539 | 爱特卫普牌免洗外科手消毒液            | 900ml      | SHDZ-900（感应型） | 北京爱特卫普生物科技有限公司 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称            | 产品规格    | 产品型号        | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-----------------|---------|-------------|----------------|----------------|
| 50541 | 钕铁硼永磁贴          | 4.5*7cm |             | 武汉众福医疗器械有限公司   | 武汉众福医疗器械有限公司   |
| 50553 | 钕铁硼永磁贴          | 6*9cm   |             | 武汉众福医疗器械有限公司   | 武汉众福医疗器械有限公司   |
| 50554 | 钕铁硼永磁贴          | 12*11cm |             | 武汉众福医疗器械有限公司   | 武汉众福医疗器械有限公司   |
| 50556 | 钕铁硼永磁贴          | 18*11cm |             | 武汉众福医疗器械有限公司   | 武汉众福医疗器械有限公司   |
| 50558 | 钕铁硼永磁贴          | 22*11cm |             | 武汉众福医疗器械有限公司   | 武汉众福医疗器械有限公司   |
| 50559 | 钕铁硼永磁贴          | 28*11cm |             | 武汉众福医疗器械有限公司   | 武汉众福医疗器械有限公司   |
| 50610 | 康福特牌邻苯二甲醛消毒液    | 1000ML  | OPA-NJ-1000 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 |
| 50611 | 康福特牌邻苯二甲醛消毒液    | 2500ML  | OPA-NJ-2500 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 |
| 50614 | 康福特牌邻苯二甲醛消毒液    | 5000ml  | OPA-NJ-5000 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 |
| 50620 | 杀菌型医用超声耦合剂      | 15g     |             | 武汉焱祺生物科技有限公司   | 武汉焱祺生物科技有限公司   |
| 50627 | 康福特牌多酶清洗液（内镜专用） | 1000ML  | DM-NJ-1000  | 北京爱特卫普生物科技有限公司 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 |
| 50629 | 康福特牌多酶清洗液（内镜专用） | 2500ML  | DM-NJ-2500  | 北京爱特卫普生物科技有限公司 | 北京爱特卫普生物科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称            | 产品规格        | 产品型号       | 生产企业                                  | 挂网企业            |
|-------|-----------------|-------------|------------|---------------------------------------|-----------------|
| 50631 | 康福特牌多酶清洗液(内镜专用) | 5000ml      | DM-NJ-5000 | 北京爱特卫普生物科技有限公司                        | 北京爱特卫普生物科技有限公司  |
| 50639 | 康福特牌多酶清洗液(器械专用) | 1000ML      | DM-QX-1000 | 北京爱特卫普生物科技有限公司                        | 北京爱特卫普生物科技有限公司  |
| 50642 | 康福特牌多酶清洗液(器械专用) | 2500ML      | DM-QX-2500 | 北京爱特卫普生物科技有限公司                        | 北京爱特卫普生物科技有限公司  |
| 50643 | 康福特牌多酶清洗液(器械专用) | 5000ml      | DM-QX-5000 | 北京爱特卫普生物科技有限公司                        | 北京爱特卫普生物科技有限公司  |
| 50712 | 杀菌型医用超声耦合剂      | 20g         |            | 武汉焱祺生物科技有限公司                          | 武汉焱祺生物科技有限公司    |
| 50758 | ESI除锈除垢剂        | 1加仑(3800ML) |            | 美国Norman Disease Control Products, In | 柯来安(北京)科技发展有限公司 |
| 50761 | ESI预处理多酶保湿剂     | 1加仑(3800ML) |            | 美国Norman Disease Control Products, In | 柯来安(北京)科技发展有限公司 |
| 50764 | ESI强效去污多酶清洗剂    | 1加仑(3800ML) |            | 美国Norman Disease Control Products, In | 柯来安(北京)科技发展有限公司 |
| 50765 | ESI浓缩多效润滑剂      | 各种规格        |            | 美国Norman Disease Control Products, In | 柯来安(北京)科技发展有限公司 |
| 50844 | ESI超浓缩碱性多酶清洗剂   | 1加仑(3800ML) |            | 美国Norman Disease Control Products, In | 柯来安(北京)科技发展有限公司 |
| 50860 | 抗菌洗手液           | 500ml       |            | 上海方金消毒技术有限公司                          | 上海方金消毒技术有限公司    |
| 50884 | ESI 内镜专用多酶清洗剂   | 1加仑(3800ML) |            | 美国Norman Disease Control Products, In | 柯来安(北京)科技发展有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格        | 产品型号 | 生产企业                                  | 挂网企业            |
|-------|--------------|-------------|------|---------------------------------------|-----------------|
| 50887 | 御诛?消毒液（手消毒）  | 50ml        |      | 山东思达康生物科技有限公司                         | 山东思达康生物科技有限公司   |
| 50891 | 抗菌洗手液        | 250ml       |      | 上海方金消毒技术有限公司                          | 上海方金消毒技术有限公司    |
| 50892 | 御诛?消毒液（手消毒）  | 300ml       |      | 山东思达康生物科技有限公司                         | 山东思达康生物科技有限公司   |
| 50897 | 御诛?消毒液（手消毒）  | 500ml       |      | 山东思达康生物科技有限公司                         | 山东思达康生物科技有限公司   |
| 50899 | 御诛?消毒液（物表消毒） | 500ml       |      | 山东思达康生物科技有限公司                         | 山东思达康生物科技有限公司   |
| 50902 | ESI预处理多酶保湿剂  | 32盎司（960ML） |      | 美国Norman Disease Control Products, In | 柯来安（北京）科技发展有限公司 |
| 50903 | 手消毒液         | 500ml       |      | 上海方金消毒技术有限公司                          | 上海方金消毒技术有限公司    |
| 50912 | 手消毒液         | 250ml       |      | 上海方金消毒技术有限公司                          | 上海方金消毒技术有限公司    |
| 50919 | 医疗器械消毒液      | 500ml       |      | 上海方金消毒技术有限公司                          | 上海方金消毒技术有限公司    |
| 50921 | 医疗器械浸泡消毒液    | 1L          |      | 上海方金消毒技术有限公司                          | 上海方金消毒技术有限公司    |
| 50925 | 医疗器械浸泡消毒液    | 2. 5L       |      | 上海方金消毒技术有限公司                          | 上海方金消毒技术有限公司    |
| 50930 | 戊二醛消毒剂       | 2. 5L       |      | 上海方金消毒技术有限公司                          | 上海方金消毒技术有限公司    |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格  | 产品型号     | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------------|-------|----------|----------------|----------------|
| 51111 | 龟玉剂          | 500ml | 龟玉剂      | 贵州华奥药械有限公司     | 贵州华奥药械有限公司     |
| 51134 | 痹痛剂          | 500ml | 痹痛剂      | 贵州华奥药械有限公司     | 贵州华奥药械有限公司     |
| 51195 | 创面液体保护膜      | 20g   | 20g      | 天津市一抹得医疗用品有限公司 | 天津市一抹得医疗用品有限公司 |
| 51514 | 一次性使用流产吸引管   | 6#    | 双腔减压式    | 湖南康都制药有限公司     | 湖南康都制药有限公司     |
| 51521 | 一次性使用流产吸引管   | 7#    | 双腔减压式    | 湖南康都制药有限公司     | 湖南康都制药有限公司     |
| 51536 | 一次性使用无菌真空采血管 | 5ml   | 无添加剂管    | 湖南千山医疗器械有限公司   | 湖南千山医疗器械有限公司   |
| 51539 | 一次性使用无菌真空采血管 | 5ml   | 促凝管      | 湖南千山医疗器械有限公司   | 湖南千山医疗器械有限公司   |
| 51542 | 一次性使用无菌真空采血管 | 5ml   | 分离胶-促凝管  | 湖南千山医疗器械有限公司   | 湖南千山医疗器械有限公司   |
| 51544 | 一次性使用无菌真空采血管 | 2ml   | EDTAK2管  | 湖南千山医疗器械有限公司   | 湖南千山医疗器械有限公司   |
| 51547 | 一次性使用无菌真空采血管 | 3ml   | EDTAK2管  | 湖南千山医疗器械有限公司   | 湖南千山医疗器械有限公司   |
| 51549 | 一次性使用无菌真空采血管 | 3ml   | EDTAK3管  | 湖南千山医疗器械有限公司   | 湖南千山医疗器械有限公司   |
| 51551 | 一次性使用无菌真空采血管 | 2ml   | 柠檬酸钠9:1管 | 湖南千山医疗器械有限公司   | 湖南千山医疗器械有限公司   |



| 流水号   | 产品名称         | 产品规格        | 产品型号      | 生产企业             | 挂网企业             |
|-------|--------------|-------------|-----------|------------------|------------------|
| 51554 | 一次性使用无菌真空采血管 | 1. 6ml      | 柠檬酸钠4:1管  | 湖南千山医疗器械有限公司     | 湖南千山医疗器械有限公司     |
| 51668 | 一次性使用无菌真空采血管 | 5ml         | 肝素钠管      | 湖南千山医疗器械有限公司     | 湖南千山医疗器械有限公司     |
| 51669 | 一次性使用无菌真空采血管 | 5ml         | 肝素锂管      | 湖南千山医疗器械有限公司     | 湖南千山医疗器械有限公司     |
| 51671 | 一次性使用无菌真空采血管 | 2ml         | 氟化钠/EDTA管 | 湖南千山医疗器械有限公司     | 湖南千山医疗器械有限公司     |
| 51935 | 静电敷贴         | 20*30mm     | 20*30mm   | 云南巨研医用生物科技股份有限公司 | 云南巨研医用生物科技股份有限公司 |
| 52223 | 舒安美复合过氧乙酸消毒液 | 5L          | 195751    | 德国舒美有限公司         | 上海帅普医疗科技有限公司     |
| 52546 | 一次性使用血液透析护理包 | 基本配置        |           | 南昌市意尔康医疗器械有限公司   | 南昌市意尔康医疗器械有限公司   |
| 52547 | 一次性使用血液透析护理包 | 选配配置        |           | 南昌市意尔康医疗器械有限公司   | 南昌市意尔康医疗器械有限公司   |
| 52548 | 透析用废液袋       | 2000ml      | 止溢型       | 南昌市意尔康医疗器械有限公司   | 南昌市意尔康医疗器械有限公司   |
| 52549 | 医用高分子夹板      | 7. 5cm*30cm |           | 南昌市意尔康医疗器械有限公司   | 南昌市意尔康医疗器械有限公司   |
| 52550 | 医用高分子夹板      | 7. 5cm*90cm |           | 南昌市意尔康医疗器械有限公司   | 南昌市意尔康医疗器械有限公司   |
| 52551 | 医用高分子夹板      | 10cm*40cm   |           | 南昌市意尔康医疗器械有限公司   | 南昌市意尔康医疗器械有限公司   |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格         | 产品型号      | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|--------------|-----------|----------------|----------------|
| 52552 | 医用高分子夹板    | 10cm*50cm    |           | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52553 | 医用高分子夹板    | 10cm*76cm    |           | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52554 | 医用高分子夹板    | 12.5cm*5cm   |           | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52555 | 医用高分子夹板    | 12.5cm*76cm  |           | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52556 | 医用高分子夹板    | 12.5cm*115cm |           | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52557 | 医用高分子夹板    | 15cm*76cm    |           | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52558 | 医用高分子夹板    | 15cm*115cm   |           | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52559 | 一次性使用无菌肛门镜 | ---          | I 型：筒形    | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52560 | 一次性使用无菌肛门镜 | 各种规格         | II 型：直形   | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52565 | 引流袋        | 1000ml       | I 型：普通通用型 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52569 | 止血带        | 1.8cm*35cm   |           | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52572 | 止血带        | 2.0cm*35cm   |           | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称   | 产品规格       | 产品型号                  | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------|------------|-----------------------|----------------|----------------|
| 52573 | 止血带    | 2.2cm*35cm |                       | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52574 | 医用护创敷贴 | 10cm*10cm  | A1型：壳聚糖生物功能型伤口敷料（自粘型） | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52586 | 医用护创敷贴 | 10cm*15cm  | A1型：壳聚糖生物功能型伤口敷料（自粘型） | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52587 | 医用护创敷贴 | 10cm*20cm  | A1型：壳聚糖生物功能型伤口敷料（自粘型） | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52588 | 医用护创敷贴 | 10cm*25cm  | A1型：壳聚糖生物功能型伤口敷料（自粘型） | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52590 | 医用护创敷贴 | 10cm*10cm  | B1型：藻酸盐生物功能型伤口敷料（自粘型） | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52591 | 医用护创敷贴 | 10cm*15cm  | B1型：藻酸盐生物功能型伤口敷料（自粘型） | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52592 | 医用护创敷贴 | 10cm*20cm  | B1型：藻酸盐生物功能型伤口敷料（自粘型） | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52593 | 医用护创敷贴 | 10cm*25cm  | B1型：藻酸盐生物功能型伤口敷料（自粘型） | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52594 | 医用护创敷贴 | 10cm*10cm  | N1型：活性炭功能型伤口敷料（自粘型）   | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52595 | 医用护创敷贴 | 10cm*15cm  | N1型：活性炭功能型伤口敷料（自粘型）   | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52596 | 医用护创敷贴 | 10cm*20cm  | N1型：活性炭功能型伤口敷料（自粘型）   | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称   | 产品规格      | 产品型号                | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------|-----------|---------------------|----------------|----------------|
| 52597 | 医用护创敷贴 | 10cm*25cm | N1型：活性炭功能型伤口敷料（自粘型） | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52598 | 医用护创敷贴 | 6cm*7cm   | C1型：医用伤口敷料贴         | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52599 | 医用护创敷贴 | 7cm*9cm   | C1型：医用伤口敷料贴         | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52600 | 医用护创敷贴 | 10cm*10cm | C1型：医用伤口敷料贴         | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52601 | 医用护创敷贴 | 10cm*15cm | C1型：医用伤口敷料贴         | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52602 | 医用护创敷贴 | 10cm*20cm | C1型：医用伤口敷料贴         | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52603 | 医用护创敷贴 | 10cm*25cm | C1型：医用伤口敷料贴         | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52604 | 医用护创敷贴 | 9cm*10cm  | C1型：医用伤口敷料贴         | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52605 | 医用护创敷贴 | 9cm*15cm  | C1型：医用伤口敷料贴         | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52606 | 医用护创敷贴 | 9cm*20cm  | C1型：医用伤口敷料贴         | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52607 | 医用护创敷贴 | 9cm*25cm  | C1型：医用伤口敷料贴         | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52608 | 医用护创敷贴 | 10cm*10cm | C2型：医用透明伤口敷料贴       | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称    | 产品规格        | 产品型号          | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------|-------------|---------------|----------------|----------------|
| 52609 | 医用护创敷贴  | 10cm*15cm   | C2型：医用透明伤口敷料贴 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52610 | 医用护创敷贴  | 10cm*20cm   | C2型：医用透明伤口敷料贴 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52611 | 医用护创敷贴  | 10cm*25cm   | C2型：医用透明伤口敷料贴 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52612 | 医用无菌保护套 | 200cm*14cm  |               | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52613 | 医用无菌保护套 | 180cm*20cm  |               | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52614 | 医用无菌保护套 | 150cm*14cm  |               | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52615 | 医用无菌保护套 | 120cm*100cm |               | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52616 | 医用无菌保护套 | 120cm*12cm  |               | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52617 | 医用无菌保护套 | 60cm*25cm   |               | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52618 | 医用无菌保护套 | 40cm*35cm   |               | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52619 | 医用纱布块   | 5cm*6cm*8层  | A1型           | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52620 | 医用纱布块   | 5cm*6cm*8层  | A1型           | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称  | 产品规格         | 产品型号 | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-------|--------------|------|----------------|----------------|
| 52621 | 医用纱布块 | 5cm*6cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52622 | 医用纱布块 | 5cm*7cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52623 | 医用纱布块 | 5cm*7cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52624 | 医用纱布块 | 5cm*7cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52625 | 医用纱布块 | 5cm*8cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52626 | 医用纱布块 | 5cm*8cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52627 | 医用纱布块 | 5cm*8cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52628 | 医用纱布块 | 6cm*7cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52629 | 医用纱布块 | 6cm*7cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52630 | 医用纱布块 | 6cm*7cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52631 | 医用纱布块 | 6cm*7.5cm*8层 | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52632 | 医用纱布块 | 6cm*7.5cm*8层 | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称  | 产品规格         | 产品型号 | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-------|--------------|------|----------------|----------------|
| 52633 | 医用纱布块 | 6cm*7.5cm*8层 | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52634 | 医用纱布块 | 6cm*8cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52635 | 医用纱布块 | 6cm*8cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52636 | 医用纱布块 | 6cm*8cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52637 | 医用纱布块 | 7cm*7cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52638 | 医用纱布块 | 7cm*7cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52639 | 医用纱布块 | 7cm*7cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52679 | 医用纱布块 | 7cm*8cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52680 | 医用纱布块 | 7cm*8cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52681 | 医用纱布块 | 7cm*8cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52682 | 医用纱布块 | 7cm*9cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52683 | 医用纱布块 | 7cm*9cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称  | 产品规格           | 产品型号 | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-------|----------------|------|----------------|----------------|
| 52684 | 医用纱布块 | 7cm*9cm*8层     | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52685 | 医用纱布块 | 7.5cm*7.5cm*8层 | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52686 | 医用纱布块 | 7.5cm*7.5cm*8层 | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52687 | 医用纱布块 | 7.5cm*7.5cm*8层 | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52688 | 医用纱布块 | 7.5cm*8cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52689 | 医用纱布块 | 7.5cm*8cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52690 | 医用纱布块 | 7.5cm*8cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52691 | 医用纱布块 | 8cm*8cm*8层     | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52692 | 医用纱布块 | 8cm*8cm*8层     | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52693 | 医用纱布块 | 8cm*8cm*8层     | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52703 | 医用纱布块 | 7.5cm*10cm*8层  | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52704 | 医用纱布块 | 7.5cm*10cm*8层  | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |



| 流水号   | 产品名称  | 产品规格          | 产品型号 | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-------|---------------|------|----------------|----------------|
| 52705 | 医用纱布块 | 7.5cm*10cm*8层 | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52706 | 医用纱布块 | 8cm*10cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52708 | 医用纱布块 | 8cm*10cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52710 | 医用纱布块 | 8cm*10cm*8层   | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52712 | 医用纱布块 | 8.5cm*10cm*8层 | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52714 | 医用纱布块 | 8.5cm*10cm*8层 | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52716 | 医用纱布块 | 8.5cm*10cm*8层 | A1型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52718 | 医用纱布块 | 10cm*15cm*4层  | A2型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52720 | 医用纱布块 | 10cm*15cm*4层  | A2型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52721 | 医用纱布块 | 10cm*15cm*6层  | A2型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52722 | 医用纱布块 | 10cm*15cm*6层  | A2型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52723 | 医用纱布块 | 10cm*20cm*4层  | A2型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称  | 产品规格         | 产品型号 | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|-------|--------------|------|----------------|----------------|
| 52724 | 医用纱布块 | 10cm*20cm*4层 | A2型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52725 | 医用纱布块 | 10cm*20cm*6层 | A2型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52726 | 医用纱布块 | 10cm*20cm*6层 | A2型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52727 | 医用纱布块 | 15cm*20cm*4层 | A2型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52728 | 医用纱布块 | 15cm*20cm*4层 | A2型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52729 | 医用纱布块 | 15cm*20cm*6层 | A2型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52730 | 医用纱布块 | 15cm*20cm*6层 | A2型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52731 | 医用纱布块 | 20cm*20cm*4层 | A2型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52732 | 医用纱布块 | 20cm*20cm*4层 | A2型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52733 | 医用纱布块 | 20cm*20cm*6层 | A2型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52734 | 医用纱布块 | 20cm*20cm*6层 | A2型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52735 | 医用纱布块 | 20cm*30cm*4层 | A2型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格         | 产品型号       | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------|--------------|------------|----------------|----------------|
| 52736 | 医用纱布块    | 20cm*30cm*4层 | A2型        | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52737 | 医用纱布块    | 20cm*30cm*6层 | A2型        | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52738 | 医用纱布块    | 20cm*30cm*6层 | A2型        | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52739 | 医用纱布块    | 30cm*40cm*4层 | A2型        | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52740 | 医用纱布块    | 30cm*40cm*4层 | A2型        | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52741 | 医用纱布块    | 30cm*40cm*6层 | A2型        | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52742 | 医用纱布块    | 30cm*40cm*6层 | A2型        | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52743 | 一次性使用手术单 | 60cm*50cm    | B类：洞巾      | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52744 | 一次性使用手术单 | 70cm*50cm    | B类：洞巾      | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52745 | 一次性使用手术单 | 120cm*80cm   | B类：洞巾      | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52746 | 一次性使用手术单 | 350cm*150cm  | B类：洞巾      | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52747 | 医用护创敷贴   | 20cm*15cm    | H型：医用薄膜手术巾 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格        | 产品型号       | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 52748 | 医用护创敷贴   | 30cm*20cm   | H型：医用薄膜手术巾 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52749 | 医用护创敷贴   | 45cm*30cm   | H型：医用薄膜手术巾 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52750 | 医用护创敷贴   | 20cm*30cm单袋 | H型：医用薄膜手术巾 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52751 | 医用护创敷贴   | 20cm*30cm双袋 | H型：医用薄膜手术巾 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52752 | 医用护创敷贴   | 45cm*30cm单袋 | H型：医用薄膜手术巾 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52753 | 医用护创敷贴   | 45cm*30cm双袋 | H型：医用薄膜手术巾 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52754 | 医用护创敷贴   | 45cm*45cm单袋 | H型：医用薄膜手术巾 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52755 | 医用护创敷贴   | 45cm*45cm双袋 | H型：医用薄膜手术巾 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52756 | 医用无菌压舌板  | 140mm*16mm  | A型：木质      | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52757 | 医用无菌压舌板  | 150mm*18mm  | A型：木质      | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52758 | 医用无菌压舌板  | 140mm*16mm  | B型：竹质      | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52759 | 一次性使用手术单 | 50cm*40cm   | A类：垫单      | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格        | 产品型号     | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------|-------------|----------|----------------|----------------|
| 52760 | 一次性使用手术单 | 60cm*50cm   | A类：垫单    | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52761 | 一次性使用手术单 | 90cm*60cm   | A类：垫单    | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52762 | 一次性使用手术单 | 120cm*80cm  | A类：垫单    | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52763 | 一次性使用手术单 | 150cm*80cm  | A类：垫单    | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52764 | 一次性使用手术单 | 150cm*90cm  | A类：垫单    | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52765 | 一次性使用手术单 | 200cm*100cm | A类：垫单    | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52766 | 一次性使用手术单 | 220cm*120cm | A类：垫单    | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52767 | 医用护创敷贴   | 70mm*35mm   | D型：医用输液贴 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52768 | 医用护创敷贴   | 70mm*38mm   | D型：医用输液贴 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52769 | 医用护创敷贴   | 70mm*50mm   | D型：医用输液贴 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52770 | 医用护创敷贴   | 70mm*35mm   | D型：医用输液贴 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 52771 | 医用护创敷贴   | 70mm*38mm   | D型：医用输液贴 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格               | 产品型号     | 生产企业             | 挂网企业             |
|-------|-----------|--------------------|----------|------------------|------------------|
| 52772 | 医用护创敷贴    | 70mm*50mm          | D型：医用输液贴 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司   | 南昌市意尔康医疗器械有限公司   |
| 52773 | 组织固定液     | 4L                 | 4L       | 北京世济合力生物科技有限公司   | 北京世济合力生物科技有限公司   |
| 52993 | 一次性使用手术洞巾 | 简单洞巾75*90cm(灭菌级)   | 143705   | 洛曼劳仕（湖北）医疗用品有限公司 | 洛曼劳仕（湖北）医疗用品有限公司 |
| 52994 | 一次性使用手术洞巾 | 简单洞巾100*100cm(灭菌级) | 143706   | 洛曼劳仕（湖北）医疗用品有限公司 | 洛曼劳仕（湖北）医疗用品有限公司 |
| 52995 | 一次性使用手术洞巾 | 简单洞巾150*150cm(灭菌级) | 143707   | 洛曼劳仕（湖北）医疗用品有限公司 | 洛曼劳仕（湖北）医疗用品有限公司 |
| 52996 | 一次性使用手术洞巾 | 粘性洞巾75*90cm(灭菌级)   | 143716   | 洛曼劳仕（湖北）医疗用品有限公司 | 洛曼劳仕（湖北）医疗用品有限公司 |
| 52997 | 一次性使用手术洞巾 | 粘性洞巾140*240cm(灭菌级) | 143717   | 洛曼劳仕（湖北）医疗用品有限公司 | 洛曼劳仕（湖北）医疗用品有限公司 |
| 52998 | 一次性使用手术洞巾 | 粘性洞巾175*170cm(灭菌级) | 143718   | 洛曼劳仕（湖北）医疗用品有限公司 | 洛曼劳仕（湖北）医疗用品有限公司 |
| 52999 | 一次性使用手术洞巾 | 开窗洞巾50*60cm(灭菌级)   | 143740   | 洛曼劳仕（湖北）医疗用品有限公司 | 洛曼劳仕（湖北）医疗用品有限公司 |
| 53000 | 一次性使用手术洞巾 | 开窗洞巾120*150cm(灭菌级) | 143741   | 洛曼劳仕（湖北）医疗用品有限公司 | 洛曼劳仕（湖北）医疗用品有限公司 |
| 53001 | 一次性使用手术洞巾 | 开窗洞巾75cm*45cm      | 143742   | 洛曼劳仕（湖北）医疗用品有限公司 | 洛曼劳仕（湖北）医疗用品有限公司 |
| 53002 | 一次性使用手术洞巾 | U型洞巾200*260cm(灭菌级) | 143760   | 洛曼劳仕（湖北）医疗用品有限公司 | 洛曼劳仕（湖北）医疗用品有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                  | 产品规格 | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|-----------------------|------|--------|--------------|--------------|
| 53119 | 盐酸丁卡因内镜润滑剂            | 7ML  |        | 福州先亚生物科技有限公司 | 福州先亚生物科技有限公司 |
| 53157 | 舒安美复合过氧乙酸消毒液<br>专用测试条 | 各种规格 | 195704 | 德国舒美有限公司     | 上海帅普医疗科技有限公司 |
| 53165 | 消融电极（外科术中止血装置）        | A2   | A型     | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 53166 | 消融电极（外科术中止血装置）        | A2*  | A型     | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 53167 | 消融电极（外科术中止血装置）        | A5   | A型     | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 53168 | 消融电极（外科术中止血装置）        | A5*  | A型     | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 53169 | 消融电极（外科术中止血装置）        | B2   | B型     | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 53170 | 消融电极（外科术中止血装置）        | B3   | B型     | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 53171 | 消融电极（外科术中止血装置）        | B4   | B型     | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 53172 | 消融电极（外科术中止血装置）        | C1b  | C型     | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 53173 | 消融电极（外科术中止血装置）        | C2   | C型     | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 53174 | 消融电极（外科术中止血装置）        | C3   | C型     | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |

| 流水号   | 产品名称                   | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| 53175 | 消融电极（外科学中止血装置）         | D1y        | D型         | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 53176 | 消融电极（外科学中止血装置）         | D5dy       | D型         | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 53177 | 消融电极（外科学中止血装置）         | E1         | E型         | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 53178 | 消融电极（外科学中止血装置）         | E1W        | E型         | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 53179 | 消融电极（外科学中止血装置）         | E5e        | E型         | 江西丹美实业有限公司   | 江西丹美实业有限公司   |
| 53200 | 揲针                     | 0.20*0.3mm | 0.20*0.3mm | セイリン株式会社     | 四川唯高科技有限责任公司 |
| 53222 | 壳聚糖妇科凝胶                | 2.8g       | 凝胶型        | 海南一鸿实业发展有限公司 | 海南一鸿实业发展有限公司 |
| 53223 | 壳聚糖妇科凝胶                | 2.8g       | 凝胶型        | 海南一鸿实业发展有限公司 | 海南一鸿实业发展有限公司 |
| 53224 | 外用离子抗菌敷料               | 20ml       | 喷雾型        | 海南一鸿实业发展有限公司 | 海南一鸿实业发展有限公司 |
| 53225 | 外用离子抗菌敷料               | 30ml       | 喷雾型        | 海南一鸿实业发展有限公司 | 海南一鸿实业发展有限公司 |
| 53226 | 外用离子抗菌敷料               | 40ml       | 喷雾型        | 海南一鸿实业发展有限公司 | 海南一鸿实业发展有限公司 |
| 53232 | 诺盾贝尔牌过氧化氢等离子体五类卡灭菌挑战装置 | 728        | 728        | 衡水诺盾生物科技有限公司 | 衡水诺盾生物科技有限公司 |



| 流水号   | 产品名称                         | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------------------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 53233 | 诺盾贝尔牌过氧化氢低温等<br>离子体灭菌验证生物指示物 | 628        | 628        | 衡水诺盾生物科技有限公司  | 衡水诺盾生物科技有限公司  |
| 53284 | 氏君沙抗菌洗手液                     | 500ml      |            | 成都蓝孚科技有限公司    | 成都蓝孚科技有限公司    |
| 53288 | 氏君沙抗菌洗手液                     | 1000ml     |            | 成都蓝孚科技有限公司    | 成都蓝孚科技有限公司    |
| 53290 | 氏君沙皮肤消毒液                     | 500ml      |            | 成都蓝孚科技有限公司    | 成都蓝孚科技有限公司    |
| 53307 | 揸针                           | 0.20*0.6mm | 0.20*0.6mm | セイリン株式会社      | 四川唯高科技有限责任公司  |
| 53308 | 揸针                           | 0.20*0.9mm | 0.20*0.9mm | セイリン株式会社      | 四川唯高科技有限责任公司  |
| 53309 | 揸针                           | 0.20*1.2mm | 0.20*1.2mm | セイリン株式会社      | 四川唯高科技有限责任公司  |
| 53312 | 揸针                           | 0.20*1.5mm | 0.20*1.5mm | セイリン株式会社      | 四川唯高科技有限责任公司  |
| 53332 | 一次性使用双极电凝镊                   | Y*-B2-04   | YX-B2-04   | 福州市国威医疗科技有限公司 | 福州市国威医疗科技有限公司 |
| 53333 | 一次性使用双极电凝镊                   | Y*-B2-05   | YX-B2-05   | 福州市国威医疗科技有限公司 | 福州市国威医疗科技有限公司 |
| 53334 | 一次性使用双极电凝镊                   | Y*-B2-06   | YX-B2-06   | 福州市国威医疗科技有限公司 | 福州市国威医疗科技有限公司 |
| 53335 | 一次性使用双极电凝镊                   | Y*-B1-03   | YX-B1-03   | 福州市国威医疗科技有限公司 | 福州市国威医疗科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格         | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|
| 53336 | 一次性使用双极电凝镊 | Y*-B1-04     | YX-B1-04   | 福州市国威医疗科技有限公司   | 福州市国威医疗科技有限公司   |
| 53337 | 一次性使用双极电凝镊 | Y*-B1-05     | YX-B1-05   | 福州市国威医疗科技有限公司   | 福州市国威医疗科技有限公司   |
| 53338 | 一次性使用双极电凝镊 | Y*-B1-06     | YX-B1-06   | 福州市国威医疗科技有限公司   | 福州市国威医疗科技有限公司   |
| 53339 | 一次性使用双极电凝镊 | Y*-B2-03     | YX-B2-03   | 福州市国威医疗科技有限公司   | 福州市国威医疗科技有限公司   |
| 53364 | 高分子夹板      | 7.5cm*30cm   | SMT-PF-312 | 安徽斯麦特医学技术开发有限公司 | 安徽斯麦特医学技术开发有限公司 |
| 53365 | 高分子夹板      | 7.5cm*90cm   | SMT-PF-335 | 安徽斯麦特医学技术开发有限公司 | 安徽斯麦特医学技术开发有限公司 |
| 53366 | 高分子夹板      | 10.0cm*40cm  | SMT-PF-415 | 安徽斯麦特医学技术开发有限公司 | 安徽斯麦特医学技术开发有限公司 |
| 53367 | 高分子夹板      | 10.0cm*50cm  | SMT-PF-420 | 安徽斯麦特医学技术开发有限公司 | 安徽斯麦特医学技术开发有限公司 |
| 53368 | 高分子夹板      | 10.0cm*75cm  | SMT-PF-430 | 安徽斯麦特医学技术开发有限公司 | 安徽斯麦特医学技术开发有限公司 |
| 53369 | 高分子夹板      | 12.5cm*75cm  | SMT-PF-530 | 安徽斯麦特医学技术开发有限公司 | 安徽斯麦特医学技术开发有限公司 |
| 53370 | 高分子夹板      | 12.5cm*115cm | SMT-PF-545 | 安徽斯麦特医学技术开发有限公司 | 安徽斯麦特医学技术开发有限公司 |
| 53371 | 高分子夹板      | 15.0cm*75cm  | SMT-PF-630 | 安徽斯麦特医学技术开发有限公司 | 安徽斯麦特医学技术开发有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                         | 产品规格         | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|------------------------------|--------------|------------|-----------------|-----------------|
| 53372 | 高分子夹板                        | 15.0cm*115cm | SMT-PF-645 | 安徽斯麦特医学技术开发有限公司 | 安徽斯麦特医学技术开发有限公司 |
| 53554 | 诺盾贝尔牌过氧化氢低温等<br>离子体灭菌验证生物指示物 | 630          | 630        | 衡水诺盾生物科技有限公司    | 衡水诺盾生物科技有限公司    |
| 53605 | 理疗电极片                        | CM2040FC     | 插针式        | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂   | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂   |
| 53607 | 理疗电极片                        | CM2535FC     | 插针式        | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂   | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂   |
| 53617 | 理疗电极片                        | CM2542YC     | 插针式        | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂   | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂   |
| 53692 | 理疗电极片                        | CM2560FC     | 插针式        | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂   | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂   |
| 53693 | 理疗电极片                        | CM3232FC     | 插针式        | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂   | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂   |
| 53695 | 理疗电极片                        | CM3545FC     | 插针式        | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂   | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂   |
| 53696 | 理疗电极片                        | CM3050FC     | 插针式        | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂   | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂   |
| 53697 | 理疗电极片                        | CM3060FC     | 插针式        | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂   | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂   |
| 53698 | 理疗电极片                        | CM3070FC     | 插针式        | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂   | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂   |
| 53699 | 理疗电极片                        | CM4040FC     | 插针式        | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂   | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂   |

| 流水号   | 产品名称  | 产品规格      | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------|-----------|------|---------------|---------------|
| 53700 | 理疗电极片 | CM4060FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53701 | 理疗电极片 | CM4070FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53702 | 理疗电极片 | CM4050TC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53703 | 理疗电极片 | CM4080FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53704 | 理疗电极片 | CM4090FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53705 | 理疗电极片 | CM40100FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53706 | 理疗电极片 | CM40110FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53707 | 理疗电极片 | CM40120FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53708 | 理疗电极片 | CM40130FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53709 | 理疗电极片 | CM4545FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53710 | 理疗电极片 | CM4555FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53711 | 理疗电极片 | CM4560FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |

| 流水号   | 产品名称  | 产品规格      | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------|-----------|------|---------------|---------------|
| 53712 | 理疗电极片 | CM4570SC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53713 | 理疗电极片 | CM4575FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53714 | 理疗电极片 | CM4580FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53715 | 理疗电极片 | CM4590FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53716 | 理疗电极片 | CM45100FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53717 | 理疗电极片 | CM4848FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53718 | 理疗电极片 | CM4886HC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53719 | 理疗电极片 | CM5050FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53720 | 理疗电极片 | CM5060FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53721 | 理疗电极片 | CM5070FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53722 | 理疗电极片 | CM5080FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53723 | 理疗电极片 | CM5090FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |

| 流水号   | 产品名称  | 产品规格      | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------|-----------|------|---------------|---------------|
| 53724 | 理疗电极片 | CM50100FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53725 | 理疗电极片 | CM50110FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53726 | 理疗电极片 | CM50120FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53727 | 理疗电极片 | CM50130FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53728 | 理疗电极片 | CM5555FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53729 | 理疗电极片 | CM5565FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53730 | 理疗电极片 | CM5570FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53732 | 理疗电极片 | CM5590SC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53733 | 理疗电极片 | CM5575FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53734 | 理疗电极片 | CM5590FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53735 | 理疗电极片 | CM55100FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53737 | 理疗电极片 | CM55110FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |

| 流水号   | 产品名称  | 产品规格      | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------|-----------|------|---------------|---------------|
| 53738 | 理疗电极片 | CM55120FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53739 | 理疗电极片 | CM55130FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53740 | 理疗电极片 | CM6060FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53741 | 理疗电极片 | CM6070FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53742 | 理疗电极片 | CM6080FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53743 | 理疗电极片 | CM6090FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53744 | 理疗电极片 | CM60100FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53745 | 理疗电极片 | CM60110FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53746 | 理疗电极片 | CM60120FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53747 | 理疗电极片 | CM60130FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53748 | 理疗电极片 | CM6565FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53749 | 理疗电极片 | CM7070FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |

| 流水号   | 产品名称  | 产品规格      | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------|-----------|------|---------------|---------------|
| 53750 | 理疗电极片 | CM7080FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53751 | 理疗电极片 | CM7090TC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53752 | 理疗电极片 | CM70100FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53753 | 理疗电极片 | CM70110FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53755 | 理疗电极片 | CM70130FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53756 | 理疗电极片 | CM7575FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53757 | 理疗电极片 | CM75125FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53758 | 理疗电极片 | CM8080FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53759 | 理疗电极片 | CM80100FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53760 | 理疗电极片 | CM80110FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53761 | 理疗电极片 | CM80120FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53762 | 理疗电极片 | CM80130FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |



| 流水号   | 产品名称  | 产品规格       | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------|------------|------|---------------|---------------|
| 53763 | 理疗电极片 | CM80165FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53764 | 理疗电极片 | CM8585FC   | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53765 | 理疗电极片 | CM9090FC   | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53766 | 理疗电极片 | CM90120FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53767 | 理疗电极片 | CM90130FC  | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53768 | 理疗电极片 | CM100120FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53769 | 理疗电极片 | CM100130FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53771 | 理疗电极片 | CM100140FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53772 | 理疗电极片 | CM100180FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53773 | 理疗电极片 | CM105155HC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53774 | 理疗电极片 | CM170170FC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53775 | 理疗电极片 | CM2222FC   | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |

| 流水号   | 产品名称  | 产品规格   | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------|--------|------|---------------|---------------|
| 53776 | 理疗电极片 | CM22RC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53777 | 理疗电极片 | CM25RC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53778 | 理疗电极片 | CM30RC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53779 | 理疗电极片 | CM32RC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53780 | 理疗电极片 | CM40RC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53781 | 理疗电极片 | CM45RC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53782 | 理疗电极片 | CM50RC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53783 | 理疗电极片 | CM55RC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53784 | 理疗电极片 | CM60RC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53785 | 理疗电极片 | CM65RC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53786 | 理疗电极片 | CM70RC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53787 | 理疗电极片 | CM75RC | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |

| 流水号   | 产品名称  | 产品规格     | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------|----------|------|---------------|---------------|
| 53788 | 理疗电极片 | CM80RC   | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53789 | 理疗电极片 | CM85RC   | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53790 | 理疗电极片 | CM90RC   | 插针式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53791 | 理疗电极片 | CM2040FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53792 | 理疗电极片 | CM2222FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53793 | 理疗电极片 | CM2535FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53794 | 理疗电极片 | CM2542YB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53795 | 理疗电极片 | CM2560FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53796 | 理疗电极片 | CM3545FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53797 | 理疗电极片 | CM3050FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53798 | 理疗电极片 | CM3060FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53799 | 理疗电极片 | CM3070FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |

| 流水号   | 产品名称  | 产品规格      | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------|-----------|------|---------------|---------------|
| 53800 | 理疗电极片 | CM3232FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53801 | 理疗电极片 | CM4040FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53802 | 理疗电极片 | CM4050TB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53803 | 理疗电极片 | CM4060FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53804 | 理疗电极片 | CM4070FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53805 | 理疗电极片 | CM4080FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53806 | 理疗电极片 | CM4090FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53807 | 理疗电极片 | CM40100FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53808 | 理疗电极片 | CM40110FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53810 | 理疗电极片 | CM40120FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53811 | 理疗电极片 | CM40130FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53812 | 理疗电极片 | CM4545FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |

| 流水号   | 产品名称  | 产品规格      | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------|-----------|------|---------------|---------------|
| 53813 | 理疗电极片 | CM4555FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53814 | 理疗电极片 | CM4560FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53815 | 理疗电极片 | CM4570SB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53816 | 理疗电极片 | CM4575FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53817 | 理疗电极片 | CM4580FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53818 | 理疗电极片 | CM4590FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53819 | 理疗电极片 | CM45100FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53820 | 理疗电极片 | CM4848FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53821 | 理疗电极片 | CM4886HB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53822 | 理疗电极片 | CM5050FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53823 | 理疗电极片 | CM5060FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53824 | 理疗电极片 | CM5070FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |

| 流水号   | 产品名称  | 产品规格      | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------|-----------|------|---------------|---------------|
| 53825 | 理疗电极片 | CM5080FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53826 | 理疗电极片 | CM5090FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53827 | 理疗电极片 | CM50100FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53828 | 理疗电极片 | CM50110FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53829 | 理疗电极片 | CM50120FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53830 | 理疗电极片 | CM50130FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53831 | 理疗电极片 | CM5555FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53832 | 理疗电极片 | CM5565FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53833 | 理疗电极片 | CM5570FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53834 | 理疗电极片 | CM5575FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53836 | 理疗电极片 | CM5590SB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53837 | 理疗电极片 | CM5590FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |

| 流水号   | 产品名称  | 产品规格      | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------|-----------|------|---------------|---------------|
| 53838 | 理疗电极片 | CM6060FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53839 | 理疗电极片 | CM6070FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53840 | 理疗电极片 | CM6080FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53841 | 理疗电极片 | CM6090FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53842 | 理疗电极片 | CM60100FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53843 | 理疗电极片 | CM60110FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53844 | 理疗电极片 | CM60120FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53845 | 理疗电极片 | CM60130FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53846 | 理疗电极片 | CM55100FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53847 | 理疗电极片 | CM55110FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53848 | 理疗电极片 | CM55120FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53849 | 理疗电极片 | CM55130FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |

| 流水号   | 产品名称  | 产品规格      | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------|-----------|------|---------------|---------------|
| 53850 | 理疗电极片 | CM6565FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53851 | 理疗电极片 | CM7070FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53852 | 理疗电极片 | CM7080FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53853 | 理疗电极片 | CM7090TB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53854 | 理疗电极片 | CM70100FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53855 | 理疗电极片 | CM70110FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53856 | 理疗电极片 | CM70120FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53857 | 理疗电极片 | CM70130FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53858 | 理疗电极片 | CM7575FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53859 | 理疗电极片 | CM75125FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53860 | 理疗电极片 | CM8080FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53861 | 理疗电极片 | CM80100FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |



| 流水号   | 产品名称  | 产品规格       | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------|------------|------|---------------|---------------|
| 53862 | 理疗电极片 | CM80110FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53863 | 理疗电极片 | CM80120FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53864 | 理疗电极片 | CM80130FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53865 | 理疗电极片 | CM8585FB   | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53866 | 理疗电极片 | CM9090FB   | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53867 | 理疗电极片 | CM90120FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53868 | 理疗电极片 | CM90130FB  | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53869 | 理疗电极片 | CM100120FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53870 | 理疗电极片 | CM100130FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53871 | 理疗电极片 | CM100140FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53872 | 理疗电极片 | CM100180FB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53873 | 理疗电极片 | CM105155HB | 纽扣式  | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |

| 流水号   | 产品名称  | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| 53874 | 理疗电极片 | CM22RB    | 纽扣式       | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53875 | 理疗电极片 | CM25RB    | 纽扣式       | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53876 | 理疗电极片 | CM30RB    | 纽扣式       | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53877 | 理疗电极片 | CM32RB    | 纽扣式       | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53878 | 理疗电极片 | CM55RB    | 纽扣式       | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53879 | 理疗电极片 | CM40RB    | 纽扣式       | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53880 | 理疗电极片 | CM45RB    | 纽扣式       | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53881 | 理疗电极片 | CM50RB    | 纽扣式       | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53882 | 理疗电极片 | CM55R3B   | 纽扣式       | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53883 | 理疗电极片 | CM60RB    | 纽扣式       | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53884 | 理疗电极片 | CM65RB    | 纽扣式       | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53915 | 理疗用电极 | 80mm*80mm | SL-DT-001 | 河南三浪医疗新技术有限公司 | 河南三浪医疗新技术有限公司 |

| 流水号   | 产品名称   | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业              | 挂网企业          |
|-------|--------|-----------|-----------|-------------------|---------------|
| 53916 | 理疗用电极  | 70mm*70mm | SL-DT-002 | 河南三浪医疗新技术有限公司     | 河南三浪医疗新技术有限公司 |
| 53940 | 理疗电极片  | CM70RB    | 纽扣式       | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂     | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53941 | 理疗电极片  | CM75RB    | 纽扣式       | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂     | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53942 | 理疗电极片  | CM80RB    | 纽扣式       | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂     | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53943 | 理疗电极片  | CM85RB    | 纽扣式       | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂     | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53944 | 理疗电极片  | CM90RB    | 纽扣式       | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂     | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 53945 | 理疗电极片  | CM40350FC | 插针式       | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂     | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 54079 | 穴位贴敷   | 7cm*10cm  | I型        | 太原爱乐医疗器械有限公司      | 太原爱乐医疗器械有限公司  |
| 54080 | 远红外理疗贴 | 10cm*7cm  | AL-A      | 太原爱乐医疗器械有限公司      | 太原爱乐医疗器械有限公司  |
| 54081 | 喉罩     | 3015      | 1.5       | 美国Mercury Medical | 安堡罗实业（上海）有限公司 |
| 54082 | 喉罩     | 3020      | 2         | 美国Mercury Medical | 安堡罗实业（上海）有限公司 |
| 54083 | 喉罩     | 3025      | 2.5       | 美国Mercury Medical | 安堡罗实业（上海）有限公司 |

| 流水号   | 产品名称   | 产品规格     | 产品型号           | 生产企业              | 挂网企业          |
|-------|--------|----------|----------------|-------------------|---------------|
| 54084 | 喉罩     | 3025     | 2.5            | 美国Mercury Medical | 安堡罗实业（上海）有限公司 |
| 54085 | 喉罩     | 3035     | 3.5            | 美国Mercury Medical | 安堡罗实业（上海）有限公司 |
| 54086 | 喉罩     | 3045     | 4.5            | 美国Mercury Medical | 安堡罗实业（上海）有限公司 |
| 54087 | 喉罩     | 3010     | 1              | 美国Mercury Medical | 安堡罗实业（上海）有限公司 |
| 54100 | 远红外理疗贴 | 10cm*7cm | AL-B           | 太原爱乐医疗器械有限公司      | 太原爱乐医疗器械有限公司  |
| 54101 | 远红外理疗贴 | 10cm*7cm | AL-C           | 太原爱乐医疗器械有限公司      | 太原爱乐医疗器械有限公司  |
| 54102 | 远红外理疗贴 | 10cm*7cm | AL-D           | 太原爱乐医疗器械有限公司      | 太原爱乐医疗器械有限公司  |
| 54103 | 远红外理疗贴 | 10cm*7cm | AL-E           | 太原爱乐医疗器械有限公司      | 太原爱乐医疗器械有限公司  |
| 54104 | 远红外理疗贴 | 10cm*7cm | AL-F           | 太原爱乐医疗器械有限公司      | 太原爱乐医疗器械有限公司  |
| 54106 | 引流导管套件 | 猪尾巴形     | SWMP-7-30-1    | 苏州市邦健商贸有限公司       | 苏州市邦健商贸有限公司   |
| 54107 | 引流导管套件 | 猪尾巴形     | SWMP-8.5-30-1  | 苏州市邦健商贸有限公司       | 苏州市邦健商贸有限公司   |
| 54108 | 引流导管套件 | 猪尾巴形     | SWMP-10.2-30-2 | 苏州市邦健商贸有限公司       | 苏州市邦健商贸有限公司   |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格      | 产品型号         | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|------------|-----------|--------------|---------------|---------------|
| 54109 | 引流导管套件     | 猪尾巴形      | SWMP-12-30-2 | 苏州市邦健商贸有限公司   | 苏州市邦健商贸有限公司   |
| 54110 | 引流导管套件     | 猪尾巴形      | SWMP-14-30-2 | 苏州市邦健商贸有限公司   | 苏州市邦健商贸有限公司   |
| 54111 | 引流导管套件     | 猪尾巴形      | SWMP-16-30-2 | 苏州市邦健商贸有限公司   | 苏州市邦健商贸有限公司   |
| 54113 | 理疗电极片      | CM70120FC | 插针式          | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 | 绍兴市上虞区韩韩健身器材厂 |
| 54163 | 一次性无损伤吸痰管  | 3. 33mm   | Fr10         | 江苏君临医疗实业有限公司  | 江苏君临医疗实业有限公司  |
| 54164 | 一次性无损伤吸痰管  | 4. 0mm    | Fr12         | 江苏君临医疗实业有限公司  | 江苏君临医疗实业有限公司  |
| 54166 | 一次性无损伤吸痰管  | 4. 67mm   | Fr14         | 江苏君临医疗实业有限公司  | 江苏君临医疗实业有限公司  |
| 54167 | 一次性无损伤吸痰管  | 2. 67mm   | Fr8          | 江苏君临医疗实业有限公司  | 江苏君临医疗实业有限公司  |
| 54168 | 一次性无损伤吸痰管包 | 3. 33mm   | Fr10         | 江苏君临医疗实业有限公司  | 江苏君临医疗实业有限公司  |
| 54169 | 一次性无损伤吸痰管包 | 4. 0mm    | Fr12         | 江苏君临医疗实业有限公司  | 江苏君临医疗实业有限公司  |
| 54170 | 一次性无损伤吸痰管包 | 4. 67mm   | Fr14         | 江苏君临医疗实业有限公司  | 江苏君临医疗实业有限公司  |
| 54384 | 医用护理垫      | 各种规格      | R形垫          | 浙江黄岩舒洁医疗用品厂   | 浙江黄岩舒洁医疗用品厂   |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格     | 产品型号            | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 54385 | 医用护理垫        | 各种规格     | 脚手圈             | 浙江黄岩舒洁医疗用品厂     | 浙江黄岩舒洁医疗用品厂     |
| 54386 | 医用护理垫        | 各种规格     | 梯形垫             | 浙江黄岩舒洁医疗用品厂     | 浙江黄岩舒洁医疗用品厂     |
| 54387 | 三角垫          | 各种规格     |                 | 浙江黄岩舒洁医疗用品厂     | 浙江黄岩舒洁医疗用品厂     |
| 54388 | 医用护理垫        | 各种规格     | 三角垫             | 浙江黄岩舒洁医疗用品厂     | 浙江黄岩舒洁医疗用品厂     |
| 54389 | 医用护理垫        | 各种规格     | 上肢垫             | 浙江黄岩舒洁医疗用品厂     | 浙江黄岩舒洁医疗用品厂     |
| 54390 | 医用护理垫        | 各种规格     | 下肢垫小号           | 浙江黄岩舒洁医疗用品厂     | 浙江黄岩舒洁医疗用品厂     |
| 54391 | 医用护理垫        | 各种规格     | 枕垫              | 浙江黄岩舒洁医疗用品厂     | 浙江黄岩舒洁医疗用品厂     |
| 54392 | 固定绷带         | 各种规格     | 肢体约束带           | 浙江黄岩舒洁医疗用品厂     | 浙江黄岩舒洁医疗用品厂     |
| 54393 | 固定绷带         | 各种规格     | 手掌约束带           | 浙江黄岩舒洁医疗用品厂     | 浙江黄岩舒洁医疗用品厂     |
| 54497 | 一次性惰气保护真空采血管 | 12*75mm  | EDTAK3 (K2) 2ml | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 |
| 54501 | 一次性惰气保护真空采血管 | 12*100mm | 肝素锂（钠）5ml       | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 |
| 54507 | 一次性惰气保护真空采血管 | 12*100mm | 促凝剂/分离胶5ml      | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格       | 产品型号            | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 54508 | 一次性惰气保护真空采血管 | 12*100mm   | 促凝剂5ml          | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 |
| 54509 | 一次性惰气保护真空采血管 | 12*75mm    | 无添加剂3ml         | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 |
| 54510 | 一次性惰气保护真空采血管 | 12*75mm    | 枸橼酸钠1：91.8ml    | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 |
| 54511 | 一次性惰气保护真空采血管 | 12*75mm    | 枸橼酸钠1:41.6ml    | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 |
| 54513 | 一次性惰气保护真空采血管 | 12*75mm    | 草酸钾2ml          | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 |
| 54514 | 一次性惰气保护真空采血管 | 12.5*75mm  | EDTAK3 (K2) 2ml | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 |
| 54515 | 一次性惰气保护真空采血管 | 12.5*100mm | 肝素锂（钠）5ml       | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 |
| 54516 | 一次性惰气保护真空采血管 | 12.5*100mm | 促凝剂/分离胶5ml      | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 |
| 54517 | 一次性惰气保护真空采血管 | 12.5*100mm | 促凝剂5ml          | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 |
| 54518 | 一次性惰气保护真空采血管 | 12.5*75mm  | 无添加剂3ml         | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 |
| 54519 | 一次性惰气保护真空采血管 | 12.5*75mm  | 枸橼酸钠1:91.8ml    | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 |
| 54520 | 一次性惰气保护真空采血管 | 12.5*75mm  | 枸橼酸钠1:41.6ml    | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格      | 产品型号     | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|--------------|-----------|----------|-----------------|-----------------|
| 54521 | 一次性惰气保护真空采血管 | 12.5*75mm | 草酸钾2ml   | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 | 汕头市金丰医疗器械科技有限公司 |
| 54552 | 众乐牌碘伏消毒剂     | 60ml      |          | 文水大有实业有限公司      | 文水大有实业有限公司      |
| 54553 | 众乐牌碘伏消毒剂     | 100ml     |          | 文水大有实业有限公司      | 文水大有实业有限公司      |
| 54554 | 众乐牌碘伏消毒剂     | 500ml     |          | 文水大有实业有限公司      | 文水大有实业有限公司      |
| 54555 | 众乐牌过氧化氢消毒液   | 100ml     |          | 文水大有实业有限公司      | 文水大有实业有限公司      |
| 54556 | 众乐牌过氧化氢消毒液   | 500ml     |          | 文水大有实业有限公司      | 文水大有实业有限公司      |
| 54557 | 众乐牌复方乙醇消毒液   | 60ml      |          | 文水大有实业有限公司      | 文水大有实业有限公司      |
| 54558 | 众乐牌复方乙醇消毒液   | 100ml     |          | 文水大有实业有限公司      | 文水大有实业有限公司      |
| 54559 | 众乐牌复方乙醇消毒液   | 500ml     |          | 文水大有实业有限公司      | 文水大有实业有限公司      |
| 54560 | 一次性使用吸痰管     | Y**TG-B型  | YXXTG-B型 | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司  | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司  |
| 54562 | 一次性使用雾化器     | YW-Y*8ml  | 儿童型      | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司  | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司  |
| 54563 | 一次性使用雾化器     | YW-M*8ml  | 成人型      | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司  | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司  |



| 流水号   | 产品名称     | 产品规格       | 产品型号  | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------|------------|-------|----------------|----------------|
| 54564 | 一次性使用雾化器 | YW-M*8ml   | 儿童型   | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司 | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司 |
| 54565 | 一次性使用雾化器 | YW-M*12ml  | 成人型   | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司 | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司 |
| 54566 | 一次性使用雾化器 | YW-M*12ml  | 儿童型   | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司 | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司 |
| 54568 | 一次性使用鼻氧管 | YB-B型      | YB-B型 | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司 | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司 |
| 54569 | 一次性使用鼻氧管 | YB-C型      | YB-C型 | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司 | 石家庄喜得宝医疗器械有限公司 |
| 54584 | 一次性使用浮针  | 中号         | 中号    | 南京派福医学科技有限公司   | 南京派福医学科技有限公司   |
| 54622 | 液体创可贴    | 5g         | 5g    | 太原爱乐医疗器械有限公司   | 太原爱乐医疗器械有限公司   |
| 54657 | 液体伤口敷料   | 5g         | AL-A  | 太原爱乐医疗器械有限公司   | 太原爱乐医疗器械有限公司   |
| 54670 | 热敷贴      | 9cm*9cm    | AL-C  | 太原爱乐医疗器械有限公司   | 太原爱乐医疗器械有限公司   |
| 54671 | 热敷贴      | 9cm*9cm    | AL-D  | 太原爱乐医疗器械有限公司   | 太原爱乐医疗器械有限公司   |
| 54672 | 磁疗巴布贴    | 11cm*7.5cm | AL-A  | 太原爱乐医疗器械有限公司   | 太原爱乐医疗器械有限公司   |
| 54673 | 磁疗巴布贴    | 11cm*7.5cm | AL-B  | 太原爱乐医疗器械有限公司   | 太原爱乐医疗器械有限公司   |

| 流水号   | 产品名称                        | 产品规格                                                   | 产品型号       | 生产企业             | 挂网企业           |
|-------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|----------------|
| 54684 | 磁疗巴布贴                       | 11cm*7.5cm                                             | AL-C       | 太原爱乐医疗器械有限公司     | 太原爱乐医疗器械有限公司   |
| 54685 | 磁疗巴布贴                       | 11cm*7.5cm                                             | AL-E       | 太原爱乐医疗器械有限公司     | 太原爱乐医疗器械有限公司   |
| 54686 | 磁疗巴布贴                       | 11cm*7.5cm                                             | AL-F       | 太原爱乐医疗器械有限公司     | 太原爱乐医疗器械有限公司   |
| 54687 | 隔物灸                         | 9cm*9cm                                                | AL-C       | 太原爱乐医疗器械有限公司     | 太原爱乐医疗器械有限公司   |
| 54688 | 烫熨治疗贴                       | 9cm*9cm                                                | AL-D       | 太原爱乐医疗器械有限公司     | 太原爱乐医疗器械有限公司   |
| 54985 | 医用阴道冲洗器                     | B型（冲洗头总长：570.00mm, 出水口：2.00mm, 冲洗头最大直径：12.00mm, 进水口内径： | B型         | 广州熙福医疗器材有限公司     | 广州熙福医疗器材有限公司   |
| 54998 | 医用阴道冲洗器                     | C型（冲洗头总长：670.00mm, 出水口：2.00mm, 冲洗头最大直径：12.00mm, 进水口内径： | C型         | 广州熙福医疗器材有限公司     | 广州熙福医疗器材有限公司   |
| 55017 | 泡沫敷料PolyMem Wound Dressings | 15*15/9*9cm                                            | 7606       | Ferris Mfg. Corp | 大连奥瑞科技有限公司     |
| 55018 | 泡沫敷料PolyMem Wound Dressings | 5*7.6/2.5*5cm                                          | 8023       | Ferris Mfg. Corp | 大连奥瑞科技有限公司     |
| 55072 | 引流袋                         | 2000ml                                                 | I 型：普通通用型  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司   | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 55073 | 引流袋                         | 1000ml                                                 | V 型：防逆流通用型 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司   | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| 55074 | 引流袋                         | 2000ml                                                 | V 型：防逆流通用型 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司   | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格   | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------|--------|---------|----------------|----------------|
| 55197 | 2%戊二醛消毒液 | 2500g  |         | 甘肃凯飞消毒科技有限公司   | 甘肃凯飞消毒科技有限公司   |
| 55216 | 碘伏消毒液    | 500g   |         | 甘肃凯飞消毒科技有限公司   | 甘肃凯飞消毒科技有限公司   |
| 55219 | 95%乙醇消毒液 | 500ml  |         | 甘肃凯飞消毒科技有限公司   | 甘肃凯飞消毒科技有限公司   |
| 55226 | 95%乙醇消毒液 | 2. 5L  |         | 甘肃凯飞消毒科技有限公司   | 甘肃凯飞消毒科技有限公司   |
| 55230 | 碘伏消毒液    | 60g    |         | 甘肃凯飞消毒科技有限公司   | 甘肃凯飞消毒科技有限公司   |
| 55233 | 95%乙醇消毒液 | 25L    |         | 甘肃凯飞消毒科技有限公司   | 甘肃凯飞消毒科技有限公司   |
| 55239 | 泡沫型医用保湿剂 | 500ml  | 500ml   | 深圳市芭格美生物科技有限公司 | 深圳市芭格美生物科技有限公司 |
| 55268 | 组织固定液    | 5L     | 5L      | 北京世济合力生物科技有限公司 | 北京世济合力生物科技有限公司 |
| 55419 | 移动滑垫     | YDHD-I | YDHD-I  | 济南豪瑞生物技术有限公司   | 济南豪瑞生物技术有限公司   |
| 55431 | 雾化吸入器    | 各种规格   | TMR-01  | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司  | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司  |
| 55449 | 雾化吸入器    | 各种规格   | TMRY-02 | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司  | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司  |
| 55450 | 雾化吸入器    | 各种规格   | TMC-03  | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司  | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司  |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格          | 产品型号          | 生产企业             | 挂网企业             |
|-------|------------|---------------|---------------|------------------|------------------|
| 55451 | 雾化吸入器      | 各种规格          | TMCY-04       | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司    | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司    |
| 55452 | 雾化吸入器      | 各种规格          | TM-05         | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司    | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司    |
| 55453 | 雾化吸入器      | 各种规格          | TM-06         | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司    | 宝鸡市天迈医疗科技有限公司    |
| 55502 | 一次性使用中性极板  | NP1双          | NP1双          | 常州市迪诺医疗科技有限公司    | 常州市迪诺医疗科技有限公司    |
| 55503 | 一次性使用中性极板  | NP3双          | NP3双          | 常州市迪诺医疗科技有限公司    | 常州市迪诺医疗科技有限公司    |
| 55504 | 一次性水冷不沾电凝镊 | DNBP-A/250    | DNBP-A/250    | 常州市迪诺医疗科技有限公司    | 常州市迪诺医疗科技有限公司    |
| 55513 | 一次性水冷不沾电凝镊 | DNBP-A/160    | DNBP-A/160    | 常州市迪诺医疗科技有限公司    | 常州市迪诺医疗科技有限公司    |
| 55514 | 一次性水冷不沾电凝镊 | DNBP-A/180    | DNBP-A/180    | 常州市迪诺医疗科技有限公司    | 常州市迪诺医疗科技有限公司    |
| 55516 | 一次性水冷不沾电凝镊 | DNBP-A/220A   | DNBP-A/220A   | 常州市迪诺医疗科技有限公司    | 常州市迪诺医疗科技有限公司    |
| 55563 | 移动滑垫       | YDHD-II       | YDHD-II       | 济南豪瑞生物技术有限公司     | 济南豪瑞生物技术有限公司     |
| 55576 | 壳聚糖宫颈贴     | 40*40         | 40×40         | 北京盛引信利医疗科技有限责任公司 | 北京盛引信利医疗科技有限责任公司 |
| 55899 | 一次性使用无菌注射针 | 30G（0.30*8mm） | 30G（0.30*8mm） | Novo Nordisk A/S | 诺和诺德（中国）制药有限公司   |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格                            | 产品型号                       | 生产企业                                                    | 挂网企业            |
|-------|------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|
| 55900 | 一次性使用无菌注射针 | 32G Tip ETW (0.23/0.25*6mm ETW) | 32G Tip ETW (0.23*6mm ETW) | Novo Nordisk A/S                                        | 诺和诺德（中国）制药有限公司  |
| 56002 | 胰岛素笔式数显注射器 | NovoPen5                        | NovoPen5                   | 诺和诺德（中国）制药有限公司                                          | 诺和诺德（中国）制药有限公司  |
| 56038 | 充气加温毯      | 1420*1020                       | MA0250(下半身毯)               | The Surgical Company International B. V. 国际外科<br>私营有限公司 | 北京依露得力医疗器械有限公司  |
| 56039 | 充气加温毯      | 2000*760                        | MA0260（上半身毯）               | The Surgical Company International B. V. 国际外科<br>私营有限公司 | 北京依露得力医疗器械有限公司  |
| 56040 | 充气加温毯      | 2180*1270                       | MA0220(成人毯)                | The Surgical Company International B. V. 国际外科<br>私营有限公司 | 北京依露得力医疗器械有限公司  |
| 56313 | 理疗电极片      | LHY-40                          | LHY-40                     | 重庆优乃特医疗器械有限责任公司                                         | 重庆优乃特医疗器械有限责任公司 |
| 56342 | 理疗电极片      | LHY-50                          | LHY-50                     | 重庆优乃特医疗器械有限责任公司                                         | 重庆优乃特医疗器械有限责任公司 |
| 56343 | 理疗电极片      | LHJ-4040                        | LHJ-4040                   | 重庆优乃特医疗器械有限责任公司                                         | 重庆优乃特医疗器械有限责任公司 |
| 56344 | 理疗电极片      | LHJ-5050                        | LHJ-5050                   | 重庆优乃特医疗器械有限责任公司                                         | 重庆优乃特医疗器械有限责任公司 |
| 56345 | 理疗电极片      | LHJ-5280                        | LHJ-5280                   | 重庆优乃特医疗器械有限责任公司                                         | 重庆优乃特医疗器械有限责任公司 |
| 56346 | 理疗电极片      | LHJ-74112                       | LHJ-74112                  | 重庆优乃特医疗器械有限责任公司                                         | 重庆优乃特医疗器械有限责任公司 |
| 56347 | 理疗电极片      | LHJ-75105                       | LHJ-75105                  | 重庆优乃特医疗器械有限责任公司                                         | 重庆优乃特医疗器械有限责任公司 |

| 流水号   | 产品名称    | 产品规格       | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业            |
|-------|---------|------------|-----------|-----------------|-----------------|
| 56348 | 理疗电极片   | LHJ-5680   | LHJ-5680  | 重庆优乃特医疗器械有限责任公司 | 重庆优乃特医疗器械有限责任公司 |
| 56349 | 医用冰袋    | UN-LH-200  | UN-LH-200 | 重庆优乃特医疗器械有限责任公司 | 重庆优乃特医疗器械有限责任公司 |
| 56399 | 口腔溃疡含漱液 | 45ml/瓶     |           | 江苏海智生物医药有限公司    | 江苏海智生物医药有限公司    |
| 56400 | 口腔溃疡含漱液 | 120ml/瓶    |           | 江苏海智生物医药有限公司    | 江苏海智生物医药有限公司    |
| 56401 | 口腔溃疡含漱液 | 236ml/瓶    |           | 江苏海智生物医药有限公司    | 江苏海智生物医药有限公司    |
| 56634 | 消痛贴膏    | 90mm*120mm | 湿敷剂       | 海北夏格尔藏药开发有限公司   | 海北夏格尔藏药开发有限公司   |
| 56645 | 理疗电极片   | 圆形直径50mm   | 插线式       | 深圳市安泰祺工贸发展有限公司  | 深圳市安泰祺工贸发展有限公司  |
| 56646 | 理疗电极片   | 方形50*90mm  | 插线式       | 深圳市安泰祺工贸发展有限公司  | 深圳市安泰祺工贸发展有限公司  |
| 56647 | 理疗电极片   | 异形37*46mm  | 钮扣式       | 深圳市安泰祺工贸发展有限公司  | 深圳市安泰祺工贸发展有限公司  |
| 56648 | 理疗电极片   | 方形80*80mm  | 插线式       | 深圳市安泰祺工贸发展有限公司  | 深圳市安泰祺工贸发展有限公司  |
| 56649 | 理疗电极片   | 异形57*178mm | 插线式       | 深圳市安泰祺工贸发展有限公司  | 深圳市安泰祺工贸发展有限公司  |
| 56844 | 医用冷敷贴   | DK/LFT-A型  | DK/LFT-A型 | 黄骅市德坤生物科技有限公司   | 黄骅市德坤生物科技有限公司   |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业             | 挂网企业             |
|-------|---------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 56877 | 鼻氧管           | TLZ-BYG-01 | TLZ-BYG-01 | 淄博泰雷兹电子有限公司      | 淄博泰雷兹电子有限公司      |
| 56878 | 咬嘴            | X-YZ-01    | X-YZ-01    | 厦门小羽人科技有限公司同安分公司 | 厦门小羽人科技有限公司同安分公司 |
| 56879 | 咬嘴            | X-YZ-00    | X-YZ-00    | 厦门小羽人科技有限公司同安分公司 | 厦门小羽人科技有限公司同安分公司 |
| 56880 | 一次性肺功能仪用过滤嘴   | XGL001     | XGL001     | 厦门小羽人科技有限公司同安分公司 | 厦门小羽人科技有限公司同安分公司 |
| 57047 | 医用冷敷贴         | DK/LTF-C型  | DK/LTF-C型  | 黄骅市德坤生物科技有限公司    | 黄骅市德坤生物科技有限公司    |
| 57048 | 医用冷敷贴         | DK/LFT-E型  | DK/LFT-E型  | 黄骅市德坤生物科技有限公司    | 黄骅市德坤生物科技有限公司    |
| 57188 | 恩帕克牌灭菌指示包装袋和卷 | 50mm×200m  | 50mm×200m  | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 |
| 57189 | 恩帕克牌灭菌指示包装袋和卷 | 55mm×200m  | 55mm×200m  | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 |
| 57190 | 恩帕克牌灭菌指示包装袋和卷 | 75mm×200m  | 75mm×200m  | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 |
| 57191 | 恩帕克牌灭菌指示包装袋和卷 | 100mm×200m | 100mm×200m | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 |
| 57192 | 恩帕克牌灭菌指示包装袋和卷 | 150mm×200m | 150mm×200m | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 |
| 57193 | 恩帕克牌灭菌指示包装袋和卷 | 200mm×200m | 200mm×200m | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 |

| 流水号   | 产品名称              | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业             | 挂网企业             |
|-------|-------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| 57194 | 恩帕克牌灭菌指示包装袋和卷     | 250mm×200m | 250mm×200m | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 |
| 57195 | 恩帕克牌灭菌指示包装袋和卷     | 300mm×200m | 300mm×200m | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 |
| 57196 | 恩帕克牌灭菌指示包装袋和卷     | 350mm×200m | 350mm×200m | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 |
| 57197 | 恩帕克牌灭菌指示包装袋和卷     | 400mm×200m | 400mm×200m | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 |
| 57198 | 恩帕克牌低温等离子体灭菌包装袋和卷 | 75mm×70m   | 75mm×70m   | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 |
| 57199 | 恩帕克牌低温等离子体灭菌包装袋和卷 | 100mm×70m  | 100mm×70m  | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 |
| 57200 | 恩帕克牌低温等离子体灭菌包装袋和卷 | 150mm×70m  | 150mm×70m  | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 |
| 57201 | 恩帕克牌低温等离子体灭菌包装袋和卷 | 200mm×70m  | 200mm×70m  | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 |
| 57202 | 恩帕克牌低温等离子体灭菌包装袋和卷 | 250mm×70m  | 250mm×70m  | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 |
| 57203 | 恩帕克牌低温等离子体灭菌包装袋和卷 | 300mm×70m  | 300mm×70m  | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 |
| 57204 | 恩帕克牌低温等离子体灭菌包装袋和卷 | 350mm×70m  | 350mm×70m  | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 |
| 57205 | 恩帕克牌低温等离子体灭菌包装袋和卷 | 400mm×70m  | 400mm×70m  | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 | 上海建中医疗器械包装股份有限公司 |



| 流水号   | 产品名称                   | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业           |
|-------|------------------------|------------|------------|-----------------|----------------|
| 57208 | 输氧管                    | TLZ-SYG-01 | TLZ-SYG-01 | 淄博泰雷兹电子有限公司     | 淄博泰雷兹电子有限公司    |
| 57213 | LIANCOM柠檬酸消毒液<br>(I型)  | 5L         | I 型        | 北京利安康医药用品有限公司   | 北京利安康医药用品有限公司  |
| 57214 | LIANCOM柠檬酸消毒液<br>(II型) | 5L         | II型        | 北京利安康医药用品有限公司   | 北京利安康医药用品有限公司  |
| 57631 | (手工) 碱性清洗剂             | 5L         | 5L         | Borer Chemie AG | 波洱化工贸易(上海)有限公司 |
| 57632 | 酸性专用清洗剂(除锈除垢<br>剂)     | 5L         | 5L         | Borer Chemie AG | 波洱化工贸易(上海)有限公司 |
| 57633 | 中性漂洗助剂(快干上光<br>剂)      | 5L         | 5L         | Borer Chemie AG | 波洱化工贸易(上海)有限公司 |
| 57634 | 中性含酶器械清洗剂              | 5L         | 5L         | Borer Chemie AG | 波洱化工贸易(上海)有限公司 |
| 57635 | 强效碱性清洗剂                | 5L         | 5L         | Borer Chemie AG | 波洱化工贸易(上海)有限公司 |
| 57636 | 中性器械润滑剂                | 5L         | 5L         | Borer Chemie AG | 波洱化工贸易(上海)有限公司 |
| 57637 | 预处理清洗剂                 | 5L         | 5L         | Borer Chemie AG | 波洱化工贸易(上海)有限公司 |
| 58003 | 一次性使用吸氧面罩              | B          | B          | 合肥沃太尔医疗科技有限公司   | 合肥沃太尔医疗科技有限公司  |
| 58004 | 一次性使用吸氧面罩              | B180       | B180       | 合肥沃太尔医疗科技有限公司   | 合肥沃太尔医疗科技有限公司  |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格        | 产品型号  | 生产企业                                   | 挂网企业            |
|-------|-----------|-------------|-------|----------------------------------------|-----------------|
| 58006 | 一次性使用吸氧面罩 | B180X       | B180X | 合肥沃太尔医疗科技有限公司                          | 合肥沃太尔医疗科技有限公司   |
| 58007 | 一次性使用吸氧面罩 | BL180       | BL180 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司                          | 合肥沃太尔医疗科技有限公司   |
| 58008 | 一次性使用吸氧面罩 | B300        | B300  | 合肥沃太尔医疗科技有限公司                          | 合肥沃太尔医疗科技有限公司   |
| 58042 | 一次性使用吸氧面罩 | BL300       | BL300 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司                          | 合肥沃太尔医疗科技有限公司   |
| 58043 | 一次性使用吸氧面罩 | C           | C     | 合肥沃太尔医疗科技有限公司                          | 合肥沃太尔医疗科技有限公司   |
| 58044 | 一次性使用吸氧面罩 | C180        | C180  | 合肥沃太尔医疗科技有限公司                          | 合肥沃太尔医疗科技有限公司   |
| 58045 | 一次性使用吸氧面罩 | C180X       | C180X | 合肥沃太尔医疗科技有限公司                          | 合肥沃太尔医疗科技有限公司   |
| 58046 | 一次性使用吸氧面罩 | CL180       | CL180 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司                          | 合肥沃太尔医疗科技有限公司   |
| 58047 | 一次性使用吸氧面罩 | C300        | C300  | 合肥沃太尔医疗科技有限公司                          | 合肥沃太尔医疗科技有限公司   |
| 58048 | 一次性使用吸氧面罩 | CL300       | CL300 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司                          | 合肥沃太尔医疗科技有限公司   |
| 60393 | ESI除胶剂    | 8盎司（250ML）  | V901  | 美国Norman Disease Control Products, In. | 柯来安（北京）科技发展有限公司 |
| 60661 | ESI快干增亮剂  | 1加仑（3800ML） | V801  | 美国Norman Disease Control Products, In. | 柯来安（北京）科技发展有限公司 |

| 流水号   | 产品名称      | 产品规格         | 产品型号              | 生产企业                                   | 挂网企业            |
|-------|-----------|--------------|-------------------|----------------------------------------|-----------------|
| 60662 | ESI喷雾型润滑剂 | 32盎司（960ML）  | V403              | 美国Norman Disease Control Products, In. | 柯来安（北京）科技发展有限公司 |
| 60687 | 等渗冲洗液     | 3000ml/袋     | 3000ml/袋          | 南昌新福实业有限公司                             | 南昌新福实业有限公司      |
| 60692 | 电切灌洗液     | 3000ml/袋     | 3000ml/袋          | 南昌新福实业有限公司                             | 南昌新福实业有限公司      |
| 60726 | 石膏绷带      | 150mm*4600mm | 150mm*4600mm 6*5Y | 上海尚兰特医疗用品有限公司                          | 上海尚兰特医疗用品有限公司   |
| 60796 | 一次性使用鼻氧管  | A型           | A型                | 合肥沃太尔医疗科技有限公司                          | 合肥沃太尔医疗科技有限公司   |
| 60804 | 一次性使用鼻氧管  | B100型        | B100型             | 合肥沃太尔医疗科技有限公司                          | 合肥沃太尔医疗科技有限公司   |
| 60807 | 一次性使用鼻氧管  | BL100型       | BL100型            | 合肥沃太尔医疗科技有限公司                          | 合肥沃太尔医疗科技有限公司   |
| 60812 | 一次性使用鼻氧管  | B型           | B型                | 合肥沃太尔医疗科技有限公司                          | 合肥沃太尔医疗科技有限公司   |
| 60818 | 一次性使用鼻氧管  | BL180型       | BL180型            | 合肥沃太尔医疗科技有限公司                          | 合肥沃太尔医疗科技有限公司   |
| 60819 | 一次性使用鼻氧管  | B300型        | B300型             | 合肥沃太尔医疗科技有限公司                          | 合肥沃太尔医疗科技有限公司   |
| 60822 | 一次性使用鼻氧管  | BL300型       | BL300型            | 合肥沃太尔医疗科技有限公司                          | 合肥沃太尔医疗科技有限公司   |
| 60828 | 一次性使用鼻氧管  | C型           | C型                | 合肥沃太尔医疗科技有限公司                          | 合肥沃太尔医疗科技有限公司   |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格   | 产品型号   | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|----------|--------|--------|---------------|---------------|
| 60831 | 一次性使用鼻氧管 | C100型  | C100型  | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 |
| 60835 | 一次性使用鼻氧管 | CL100型 | CL100型 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 |
| 60837 | 一次性使用鼻氧管 | C180型  | C180型  | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 |
| 60841 | 一次性使用鼻氧管 | CL180型 | CL180型 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 |
| 60843 | 一次性使用鼻氧管 | C300型  | C300型  | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 |
| 60844 | 一次性使用鼻氧管 | CL300型 | CL300型 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 |
| 60845 | 一次性使用鼻氧管 | D型     | D型     | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 |
| 60846 | 一次性使用鼻氧管 | D100型  | D100型  | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 |
| 60847 | 一次性使用鼻氧管 | DL100型 | DL100型 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 |
| 60848 | 一次性使用鼻氧管 | D180型  | D180型  | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 |
| 60849 | 一次性使用鼻氧管 | DL180型 | DL180型 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 |
| 60850 | 一次性使用鼻氧管 | D300型  | D300型  | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 | 合肥沃太尔医疗科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格          | 产品型号          | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 60851 | 一次性使用鼻氧管 | DL300型        | DL300型        | 合肥沃太尔医疗科技有限公司  | 合肥沃太尔医疗科技有限公司  |
| 60852 | 一次性使用雾化器 | A1（成人面罩型）     | A1（成人面罩型）     | 合肥沃太尔医疗科技有限公司  | 合肥沃太尔医疗科技有限公司  |
| 60853 | 一次性使用雾化器 | B1（成人咬嘴型）     | B1（成人咬嘴型）     | 合肥沃太尔医疗科技有限公司  | 合肥沃太尔医疗科技有限公司  |
| 60854 | 一次性使用雾化器 | C1（成人组合型）     | C1（成人组合型）     | 合肥沃太尔医疗科技有限公司  | 合肥沃太尔医疗科技有限公司  |
| 60855 | 一次性使用雾化器 | A2（儿童面罩型）     | A2（儿童面罩型）     | 合肥沃太尔医疗科技有限公司  | 合肥沃太尔医疗科技有限公司  |
| 60856 | 一次性使用雾化器 | B2（儿童咬嘴型）     | B2（儿童咬嘴型）     | 合肥沃太尔医疗科技有限公司  | 合肥沃太尔医疗科技有限公司  |
| 60857 | 一次性使用雾化器 | C2（儿童组合型）     | C2（儿童组合型）     | 合肥沃太尔医疗科技有限公司  | 合肥沃太尔医疗科技有限公司  |
| 61412 | 医用检查垫    | 62CM*80M      | CP            | 深圳市泰乐康科技有限公司   | 深圳市泰乐康科技有限公司   |
| 61456 | 宫腔形宫内节育器 | GCU 200-20×22 | GCU 200-20×22 | 武汉卫民医疗器械有限责任公司 | 武汉卫民医疗器械有限责任公司 |
| 61591 | 医用外固定支具  | 中号            | 成人            | 衡水滨湖新区永辉医疗器械厂  | 衡水滨湖新区永辉医疗器械厂  |
| 61847 | 固定式宫内节育器 | 8号            | 8号            | 武汉卫民医疗器械有限责任公司 | 武汉卫民医疗器械有限责任公司 |
| 62159 | 穴位贴敷     | 60mm*60mm     | 消痛型           | 贵州东仪医疗器械有限公司   | 贵州东仪医疗器械有限公司   |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格    | 产品型号      | 生产企业          | 挂网企业          |
|-------|----------|---------|-----------|---------------|---------------|
| 62589 | 昌源复春散1号  | 1g×5瓶/盒 | 粉剂        | 通化昌源医药科技有限公司  | 通化昌源医药科技有限公司  |
| 62638 | 昌源复春散2号  | 1g×5瓶/盒 | 粉剂        | 通化昌源医药科技有限公司  | 通化昌源医药科技有限公司  |
| 62799 | 中豹抑菌液    | 10ml    | 10ml      | 湖北马里兰生物技术有限公司 | 湖北马里兰生物技术有限公司 |
| 62861 | 可吸收性外科缝线 | 2-0     | JK-XK-001 | 海南建科药业有限公司    | 海南建科药业有限公司    |
| 62865 | 可吸收性外科缝线 | 2-0     | JK-XK-002 | 海南建科药业有限公司    | 海南建科药业有限公司    |
| 62872 | 可吸收性外科缝线 | 2-0     | JK-XK-003 | 海南建科药业有限公司    | 海南建科药业有限公司    |
| 62876 | 可吸收性外科缝线 | 2-0     | JK-XK-004 | 海南建科药业有限公司    | 海南建科药业有限公司    |
| 62890 | 可吸收性外科缝线 | 2-0     | JK-XK-005 | 海南建科药业有限公司    | 海南建科药业有限公司    |
| 62896 | 可吸收性外科缝线 | 2-0     | JK-XK-006 | 海南建科药业有限公司    | 海南建科药业有限公司    |
| 62899 | 可吸收性外科缝线 | 2-0     | JK-XK-007 | 海南建科药业有限公司    | 海南建科药业有限公司    |
| 62902 | 可吸收性外科缝线 | 2-0     | JK-XK-008 | 海南建科药业有限公司    | 海南建科药业有限公司    |
| 62905 | 可吸收性外科缝线 | 2-0     | JK-XK-009 | 海南建科药业有限公司    | 海南建科药业有限公司    |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业       | 挂网企业       |
|-------|----------|------|-----------|------------|------------|
| 62911 | 可吸收性外科缝线 | 2-0  | JK-XK-010 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 62916 | 可吸收性外科缝线 | 0    | JK-XK-011 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63135 | 可吸收性外科缝线 | 0    | JK-XK-012 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63139 | 可吸收性外科缝线 | 0    | JK-XK-013 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63144 | 可吸收性外科缝线 | 0    | JK-XK-014 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63150 | 可吸收性外科缝线 | 0    | JK-XK-015 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63157 | 可吸收性外科缝线 | 0    | JK-XK-016 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63172 | 可吸收性外科缝线 | 0    | JK-XK-017 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63183 | 可吸收性外科缝线 | 0    | JK-XK-018 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63190 | 可吸收性外科缝线 | 0    | JK-XK-019 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63203 | 可吸收性外科缝线 | 1    | JK-XK-020 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63206 | 可吸收性外科缝线 | 1    | JK-XK-021 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 63209 | 可吸收性外科缝线   | 1    | JK-XK-022 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63213 | 可吸收性外科缝线   | 1    | JK-XK-023 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63226 | 可吸收性外科缝线   | 1    | JK-XK-024 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63231 | 一次性使用阴道冲洗器 | 大号   | 大号        | 南昌爱博医疗器械有限公司 | 南昌爱博医疗器械有限公司 |
| 63247 | 可吸收性外科缝线   | 1    | JK-XK-025 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63251 | 可吸收性外科缝线   | 2    | JK-XK-026 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63255 | 可吸收性外科缝线   | 1    | JK-XK-027 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63260 | 可吸收性外科缝线   | 2    | JK-XK-028 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63265 | 可吸收性外科缝线   | 2    | JK-XK-029 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63278 | 可吸收性外科缝线   | 2    | JK-XK-030 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63281 | 可吸收性外科缝线   | 2    | JK-XK-031 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63295 | 可吸收性外科缝线   | 2    | JK-XK-032 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |



| 流水号   | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业       | 挂网企业       |
|-------|----------|------|-----------|------------|------------|
| 63299 | 可吸收性外科缝线 | 2    | JK-XK-033 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63305 | 可吸收性外科缝线 | 3-0  | JK-XK-034 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63309 | 可吸收性外科缝线 | 3-0  | JK-XK-035 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63319 | 可吸收性外科缝线 | 3-0  | JK-XK-036 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63321 | 可吸收性外科缝线 | 3-0  | JK-XK-037 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63323 | 可吸收性外科缝线 | 3-0  | JK-XK-038 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63325 | 可吸收性外科缝线 | 3-0  | JK-XK-039 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63326 | 可吸收性外科缝线 | 3-0  | JK-XK-040 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63327 | 可吸收性外科缝线 | 3-0  | JK-XK-041 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63330 | 可吸收性外科缝线 | 4-0  | JK-XK-042 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63334 | 可吸收性外科缝线 | 4-0  | JK-XK-043 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63336 | 可吸收性外科缝线 | 4-0  | JK-XK-044 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|----------|------|-----------|--------------|--------------|
| 63338 | 可吸收性外科缝线 | 4-0  | JK-XK-045 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63340 | 可吸收性外科缝线 | 4-0  | JK-XK-046 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63341 | 可吸收性外科缝线 | 2    | JK-XK-049 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63343 | 可吸收性外科缝线 | 2    | JK-XK-050 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63345 | 可吸收性外科缝线 | 2    | JK-XK-051 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63347 | 可吸收性外科缝线 | 2    | JK-XK-052 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63349 | 可吸收性外科缝线 | 2    | JK-XK-053 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63351 | 可吸收性外科缝线 | 2    | JK-XK-054 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63354 | 可吸收性外科缝线 | 2    | JK-XK-055 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63355 | 热敷贴      | Ⅳ型   | Ⅳ型        | 陕西赫喆医疗科技有限公司 | 陕西赫喆医疗科技有限公司 |
| 63356 | 可吸收性外科缝线 | 2    | JK-XK-056 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63357 | 可吸收性外科缝线 | 1    | JK-XK-057 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|----------|------|-----------|--------------|--------------|
| 63359 | 可吸收性外科缝线 | 1    | JK-XK-058 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63360 | 可吸收性外科缝线 | 1    | JK-XK-059 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63362 | 可吸收性外科缝线 | 1    | JK-XK-060 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63365 | 可吸收性外科缝线 | 4-0  | JK-XK-061 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63367 | 可吸收性外科缝线 | 4-0  | JK-XK-062 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63369 | 可吸收性外科缝线 | 4-0  | JK-XK-063 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63370 | 可吸收性外科缝线 | 4-0  | JK-XK-064 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63377 | 可吸收性外科缝线 | 4-0  | JK-XK-065 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63379 | 一次性婴儿护脐带 | I 型  | I 型       | 陕西赫喆医疗科技有限公司 | 陕西赫喆医疗科技有限公司 |
| 63381 | 可吸收性外科缝线 | 4-0  | JK-XK-066 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63384 | 可吸收性外科缝线 | 4-0  | JK-XK-067 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63387 | 可吸收性外科缝线 | 4-0  | JK-XK-068 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |

| 流水号   | 产品名称        | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|-------|-------------|------|-----------|--------------|--------------|
| 63392 | 可吸收性外科缝线    | 4-0  | JK-XK-069 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63393 | 医用无菌液体石蜡无纺布 | III型 | III型      | 陕西赫喆医疗科技有限公司 | 陕西赫喆医疗科技有限公司 |
| 63395 | 可吸收性外科缝线    | 4-0  | JK-XK-070 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63398 | 可吸收性外科缝线    | 1    | JK-XK-079 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63401 | 可吸收性外科缝线    | 1    | JK-XK-080 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63405 | 可吸收性外科缝线    | 1    | JK-XK-081 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63407 | 可吸收性外科缝线    | 0    | JK-XK-082 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63414 | 可吸收性外科缝线    | 0    | JK-XK-083 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63419 | 可吸收性外科缝线    | 0    | JK-XK-084 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63427 | 可吸收性外科缝线    | 0    | JK-XK-085 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63429 | 可吸收性外科缝线    | 0    | JK-XK-086 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |
| 63433 | 可吸收性外科缝线    | 0    | JK-XK-087 | 海南建科药业有限公司   | 海南建科药业有限公司   |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业       | 挂网企业       |
|-------|----------|------|-----------|------------|------------|
| 63436 | 可吸收性外科缝线 | 0    | JK-XK-088 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63440 | 可吸收性外科缝线 | 0    | JK-XK-089 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63451 | 可吸收性外科缝线 | 2-0  | JK-XK-090 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63455 | 可吸收性外科缝线 | 2-0  | JK-XK-091 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63459 | 可吸收性外科缝线 | 2-0  | JK-XK-092 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63466 | 可吸收性外科缝线 | 2-0  | JK-XK-093 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63476 | 可吸收性外科缝线 | 2-0  | JK-XK-094 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63479 | 可吸收性外科缝线 | 2-0  | JK-XK-095 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63483 | 可吸收性外科缝线 | 2-0  | JK-XK-096 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63485 | 可吸收性外科缝线 | 2-0  | JK-XK-097 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63490 | 可吸收性外科缝线 | 2-0  | JK-XK-098 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63492 | 可吸收性外科缝线 | 2-0  | JK-XK-099 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |

| 流水号   | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业       | 挂网企业       |
|-------|----------|------|-----------|------------|------------|
| 63496 | 可吸收性外科缝线 | 3-0  | JK-XK-100 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63503 | 可吸收性外科缝线 | 3-0  | JK-XK-101 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63508 | 可吸收性外科缝线 | 3-0  | JK-XK-102 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63510 | 可吸收性外科缝线 | 3-0  | JK-XK-103 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63513 | 可吸收性外科缝线 | 3-0  | JK-XK-104 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63516 | 可吸收性外科缝线 | 3-0  | JK-XK-105 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63523 | 可吸收性外科缝线 | 3-0  | JK-XK-106 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63525 | 可吸收性外科缝线 | 3-0  | JK-XK-107 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63527 | 可吸收性外科缝线 | 3-0  | JK-XK-108 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63533 | 可吸收性外科缝线 | 3-0  | JK-XK-109 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63535 | 可吸收性外科缝线 | 3-0  | JK-XK-110 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |
| 63538 | 可吸收性外科缝线 | 3-0  | JK-XK-111 | 海南建科药业有限公司 | 海南建科药业有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                             | 产品规格          | 产品型号          | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|----------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 63557 | 一次性使用无菌导尿管                       | 硅橡胶双腔导尿管      | 6Fr           | 青岛世运医疗器械有限公司   | 青岛世运医疗器械有限公司   |
| 63562 | 一次性使用无菌导尿管                       | 硅橡胶三腔导尿管      | 16Fr          | 青岛世运医疗器械有限公司   | 青岛世运医疗器械有限公司   |
| 63631 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）   | 48人份/盒        | 48人份/盒        | 北京金豪制药股份有限公司   | 北京金豪制药股份有限公司   |
| 63632 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（RNA捕获探针法） | 100人份/套       | 100人份/套       | 上海仁度生物科技有限公司   | 上海仁度生物科技有限公司   |
| 63787 | 宫腔形宫内节育器                         | GCu200-18*20  | GCu200-18*20  | 武汉卫民医疗器械有限责任公司 | 武汉卫民医疗器械有限责任公司 |
| 63796 | 宫腔形宫内节育器                         | GCu 200-22*24 | GCu 200-22*24 | 武汉卫民医疗器械有限责任公司 | 武汉卫民医疗器械有限责任公司 |
| 64292 | 宫腔形宫内节育器                         | 20mm          | 20mm          | 河南雅康药业有限公司     | 河南雅康药业有限公司     |
| 64295 | 宫腔形宫内节育器                         | 22mm          | 22mm          | 河南雅康药业有限公司     | 河南雅康药业有限公司     |
| 64332 | 医用外固定支具（颈部固定支具）                  | 大号            | 大号            | 衡水滨湖新区永辉医疗器械厂  | 衡水滨湖新区永辉医疗器械厂  |
| 64334 | 医用外固定支具（颈部固定支具）                  | 小号            | 小号            | 衡水滨湖新区永辉医疗器械厂  | 衡水滨湖新区永辉医疗器械厂  |
| 64362 | 宫腔形宫内节育器                         | 24mm          | 24mm          | 河南雅康药业有限公司     | 河南雅康药业有限公司     |
| 64429 | VCu宫内节育器                         | 28mm(大号)      | 28mm(大号)      | 河南雅康药业有限公司     | 河南雅康药业有限公司     |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格                     | 产品型号              | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 64436 | VCu宫内节育器   | 26mm(中号)                 | 26mm(中号)          | 河南雅康药业有限公司     | 河南雅康药业有限公司     |
| 64438 | VCu宫内节育器   | 24mm(小号)                 | 24mm(小号)          | 河南雅康药业有限公司     | 河南雅康药业有限公司     |
| 64448 | 督灸         | 235mm×95mm/贴 2贴/盒        | 235mm×95mm/贴 2贴/盒 | 宁夏泉水药业有限公司     | 宁夏泉水药业有限公司     |
| 65008 | 肤用冷敷凝胶     | 18g                      | 儿童型               | 湖北圣君药业有限公司     | 湖北圣君药业有限公司     |
| 65048 | 人体护理软膏     | 18g                      | 涂抹型               | 湖北圣君药业有限公司     | 湖北圣君药业有限公司     |
| 65183 | 医用冷敷贴      | 5贴/盒                     | LF-1              | 济南豪瑞生物技术有限公司   | 济南豪瑞生物技术有限公司   |
| 65329 | 骨宝冷敷凝胶     | 35g/瓶x1瓶/盒               | 通用型               | 陕西汉泰医药有限公司     | 陕西汉泰医药有限公司     |
| 65423 | 等渗冲洗液冲洗器   | 3000ml                   | 3000ml            | 湖北新福医疗科技有限公司   | 湖北新福医疗科技有限公司   |
| 65433 | 冲洗器        | 3000ml                   | 3000ml            | 湖北新福医疗科技有限公司   | 湖北新福医疗科技有限公司   |
| 6567  | 一次性使用简易吸痰包 | F6                       |                   | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 |
| 6570  | 一次性无菌口罩    | D918、D920、D912、D913、D922 |                   | 山东思诺医疗器械有限公司   | 山东思诺医疗器械有限公司   |
| 65719 | 复合微孔多聚糖止血粉 | 0. 25g                   | 0. 25g            | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |



| 流水号   | 产品名称                      | 产品规格          | 产品型号          | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|---------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 6572  | 一次性使用简易吸痰包                | F8            |               | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 |
| 65724 | 复合微孔多聚糖止血粉                | 0.5g          | 0.5g          | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 65728 | 复合微孔多聚糖止血粉                | 1.5g          | 1.5g          | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 6573  | 助尔牌医用备皮包                  | 30g / 管x1包x1包 | 30g / 管x1包x1包 | 陕西天润药械有限公司     | 陕西天润药械有限公司     |
| 65744 | 一次性氮气定量真空采血管<br>(氮气特殊采血管) | 5ml           | 无添加剂          | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 65765 | 一次性氮气定量真空采血管<br>(氮气特殊采血管) | 5ml           | 促凝剂           | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 65776 | 一次性氮气定量真空采血管<br>(氮气特殊采血管) | 5ml           | 分离胶/促凝剂       | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司 |
| 6582  | 一次性使用简易吸痰包                | F10           |               | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 |
| 6583  | 一次性使用简易吸痰包                | F12           |               | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 |
| 6584  | 一次性使用简易吸痰包                | F14           |               | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 |
| 65857 | 高分子宫腔堵塞凝胶                 | 2g/支          | 2g/支          | 海南万力德生物科技有限公司  | 海南万力德生物科技有限公司  |
| 65891 | 高分子宫腔堵塞凝胶                 | 3g/支          | 3g/支          | 海南万力德生物科技有限公司  | 海南万力德生物科技有限公司  |

| 流水号   | 产品名称                      | 产品规格             | 产品型号             | 生产企业              | 挂网企业              |
|-------|---------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 65897 | 凯斯普低温等离子体灭菌器<br>专用过氧化氢灭菌剂 | 55%-60%浓度（50ml）  | 55%-60%浓度（50ml）  | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 |
| 65944 | 凯斯普低温等离子体灭菌器<br>专用过氧化氢灭菌剂 | 55%-60%浓度（100ml） | 55%-60%浓度（100ml） | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 |
| 65979 | 一次性氮气定量真空采血管<br>（氮气特殊采血管） | 1. 8ml           | 3. 2%枸橼酸钠（1:9）   | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司    | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司    |
| 65980 | 一次性氮气定量真空采血管<br>（氮气特殊采血管） | 2. 7ml           | 3. 2%枸橼酸钠（1:9）   | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司    | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司    |
| 65982 | 一次性氮气定量真空采血管<br>（氮气特殊采血管） | 5ml              | 肝素锂              | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司    | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司    |
| 65983 | 一次性氮气定量真空采血管<br>（氮气特殊采血管） | 5ml              | EDTA/K2          | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司    | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司    |
| 65984 | 一次性氮气定量真空采血管<br>（氮气特殊采血管） | 5ml              | EDTA/K3          | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司    | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司    |
| 65985 | 一次性氮气定量真空采血管<br>（氮气特殊采血管） | 1. 6ml           | 3. 8%枸橼酸钠（1:4）   | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司    | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司    |
| 65986 | 一次性氮气定量真空采血管<br>（氮气特殊采血管） | 2. 4ml           | 3. 8%枸橼酸钠（1:4）   | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司    | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司    |
| 65994 | 一次性惰气保护真空采血管<br>（氮气特殊采血管） | 5ml              | 促凝剂              | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司    | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司    |
| 66004 | 一次性惰气保护真空采血管<br>（氮气特殊采血管） | 1. 6ml           | 3. 8%枸橼酸钠（1:4）   | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司    | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司    |
| 66005 | 一次性惰气保护真空采血管<br>（氮气特殊采血管） | 2. 4ml           | 3. 8%枸橼酸钠（1:4）   | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司    | 江西丽华鑫朗药业科技有限公司    |

| 流水号   | 产品名称                  | 产品规格             | 产品型号             | 生产企业              | 挂网企业              |
|-------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 6606  | 一次性使用吸引连接管            | F30              |                  | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    |
| 6607  | 一次性使用吸痰管              | 8F               |                  | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    |
| 6609  | 一次性使用吸痰管              | 10F              |                  | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    |
| 66095 | 一次性使用亲水涂层乳胶导尿管        | 标准型              | L14EWS2          | 杭州妥爱沐医疗器械有限公司     | 杭州妥爱沐医疗器械有限公司     |
| 6610  | 一次性使用吸痰管              | 12F              |                  | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    |
| 66105 | 一次性使用亲水涂层乳胶导尿管        | 标准型              | L20EWS3          | 杭州妥爱沐医疗器械有限公司     | 杭州妥爱沐医疗器械有限公司     |
| 6611  | 一次性使用吸痰管              | 14F              |                  | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    |
| 66113 | 一次性使用亲水涂层PVC导尿管       | 男用               | P12EWM1          | 杭州妥爱沐医疗器械有限公司     | 杭州妥爱沐医疗器械有限公司     |
| 6613  | 一次性使用吸痰管              | 16F              |                  | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    |
| 6614  | 一次性使用吸痰管              | 18F              |                  | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    |
| 66140 | 一次性使用无菌亲水涂层导尿包        | 亲水涂层乳胶导尿管型       | 亲水涂层乳胶导尿管型       | 杭州妥爱沐医疗器械有限公司     | 杭州妥爱沐医疗器械有限公司     |
| 66141 | 凯斯普低温等离子体灭菌器专用过氧化氢灭菌剂 | 55%-60%浓度（140ml） | 55%-60%浓度（140ml） | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称                | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业              | 挂网企业              |
|-------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 66168 | 一次性使用无菌亲水涂层导尿管      | 亲水涂层pvc导尿管型 | 亲水涂层pvc导尿管型 | 杭州妥爱沐医疗器械有限公司     | 杭州妥爱沐医疗器械有限公司     |
| 66186 | 凯斯普化学指示卡            | 250枚/盒      | 250枚/盒      | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 |
| 66214 | 凯斯普化学指示胶带           | 400枚/卷      | 400枚/卷      | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 |
| 66233 | 凯斯普化学指示胶带           | 500枚/卷      | 500枚/卷      | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 |
| 6625  | 一次性使用鼻氧管            | 单头          | 大号（L）       | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    |
| 66256 | 凯斯普低温等离子体灭菌器专用生物指示剂 | 30个/件       | 30个/件       | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 |
| 6626  | 一次性使用鼻氧管            | 单头          | 中号（M）       | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    |
| 6627  | 一次性使用鼻氧管            | 单头          | 小号（S）       | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    |
| 66271 | 凯斯普化学指示灭菌包装袋        | 75mm*80m/卷  | 75mm*80m/卷  | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 |
| 6628  | 一次性使用鼻氧管            | 双孔          | 大号（L）       | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    |
| 66281 | 凯斯普化学指示灭菌包装袋        | 100mm*80m/卷 | 100mm*80m/卷 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 |
| 66287 | 凯斯普化学指示灭菌包装袋        | 150mm*80m/卷 | 150mm*80m/卷 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业              | 挂网企业              |
|-------|--------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 6629  | 一次性使用鼻氧管     | 双孔          | 中号（M）       | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    |
| 66295 | 凯斯普化学指示灭菌包装袋 | 200mm*80m/卷 | 200mm*80m/卷 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 |
| 6630  | 一次性使用鼻氧管     | 双孔          | 小号（S）       | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    |
| 66304 | 凯斯普化学指示灭菌包装袋 | 250mm*80m/卷 | 250mm*80m/卷 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 |
| 66307 | 凯斯普化学指示灭菌包装袋 | 300mm*80m/卷 | 300mm*80m/卷 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 | 牡丹江等离子体物理应用科技有限公司 |
| 66331 | 一次性使用皮肤点刺针   | DCZ-4F-D    | DCZ-4F-D    | 杭州欣创医疗器械有限公司      | 杭州欣创医疗器械有限公司      |
| 6640  | 一次性使用引流袋     | 抗逆流2000ml   | I 型         | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    |
| 6654  | 一次性使用导尿管     | Fr6         |             | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    |
| 6655  | 一次性使用导尿管     | Fr8         |             | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    |
| 6656  | 一次性使用导尿管     | Fr10        |             | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    |
| 6657  | 一次性使用导尿管     | Fr12        |             | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    |
| 6658  | 一次性使用导尿管     | Fr14        |             | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    | 江苏耀华医疗器械科技有限公司    |

| 流水号   | 产品名称         | 产品规格            | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业           |
|-------|--------------|-----------------|---------|----------------|----------------|
| 6659  | 一次性使用导尿管     | Fr16            |         | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 |
| 6660  | 一次性使用导尿管     | Fr18            |         | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 |
| 6681  | 简易雾化器        | 口含型             | 口含型     | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 |
| 6682  | 简易雾化器        | 成人面罩型           | 成人面罩型   | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 |
| 6683  | 简易雾化器        | 儿童面罩型           | 儿童面罩型   | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 | 江苏耀华医疗器械科技有限公司 |
| 67024 | 一次性使用呼吸过滤器   | BSF-S-P         | BSF-S-P | 上海振浦医疗设备有限公司   | 上海振浦医疗设备有限公司   |
| 67044 | 一次性使用头皮夹     | 40个/包           | 40个/包   | 杭州启晨医疗器械厂      | 杭州启晨医疗器械厂      |
| 6753  | 一次性多功能手术冲吸导管 | JM-CX1          | JM-CX1  | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 | 江苏海泽医疗科技发展有限公司 |
| 6868  | 止血贴          | 27mm*16mm*8.5mm | DM120   | 湖南华联康生物科技有限公司  | 湖南华联康生物科技有限公司  |
| 6910  | 医用高分子夹板      | 10cm×40cm       | AKB41   | 湖南华联康生物科技有限公司  | 湖南华联康生物科技有限公司  |
| 6911  | 医用高分子夹板      | 12.5cm×115cm    | AKB54   | 湖南华联康生物科技有限公司  | 湖南华联康生物科技有限公司  |
| 6912  | 一次性负压引流容器    | 500ml           | 500ml   | 湖南华联康生物科技有限公司  | 湖南华联康生物科技有限公司  |

| 流水号  | 产品名称    | 产品规格         | 产品型号     | 生产企业             | 挂网企业             |
|------|---------|--------------|----------|------------------|------------------|
| 7009 | 高分子固定绷带 | 5cm×360cm    | A型（卷轴型）  | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 |
| 7010 | 高分子固定绷带 | 7.5cm×360cm  | A型（卷轴型）  | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 |
| 7011 | 高分子固定绷带 | 10cm×360cm   | A型（卷轴型）  | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 |
| 7012 | 高分子固定绷带 | 12.5cm×360cm | A型（卷轴型）  | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 |
| 7013 | 高分子固定绷带 | 15cm×360cm   | A型（卷轴型）  | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 |
| 7014 | 医用高分子夹板 | 7.5cm×30cm   | A型（用于四肢） | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 |
| 7015 | 医用高分子夹板 | 7.5cm×90cm   | A型（用于四肢） | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 |
| 7016 | 医用高分子夹板 | 10cm×40cm    | A型（用于四肢） | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 |
| 7017 | 医用高分子夹板 | 10cm×50cm    | A型（用于四肢） | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 |
| 7018 | 医用高分子夹板 | 10cm×75cm    | A型（用于四肢） | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 |
| 7019 | 医用高分子夹板 | 12.5cm×75cm  | A型（用于四肢） | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 |
| 7020 | 医用高分子夹板 | 12.5cm×115cm | A型（用于四肢） | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 |

| 流水号  | 产品名称       | 产品规格          | 产品型号        | 生产企业             | 挂网企业             |
|------|------------|---------------|-------------|------------------|------------------|
| 7021 | 医用高分子夹板    | 15cm×75cm     | A型（用于四肢）    | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 |
| 7022 | 医用高分子夹板    | 15cm×115cm    | A型（用于四肢）    | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 | 河南盛世伟业医疗器械制造有限公司 |
| 7435 | 一次性使用负压引流球 | 200ml         | A型          | 宁波康宏医疗器械有限公司     | 宁波康宏医疗器械有限公司     |
| 7443 | 药物雾化器      | A型            | A型          | 宁波康宏医疗器械有限公司     | 宁波康宏医疗器械有限公司     |
| 7444 | 药物雾化器      | B型            | B型          | 宁波康宏医疗器械有限公司     | 宁波康宏医疗器械有限公司     |
| 7445 | 药物雾化器      | C型            | C型          | 宁波康宏医疗器械有限公司     | 宁波康宏医疗器械有限公司     |
| 7448 | 胸腔水封引流瓶    | 2-1500        | 2-1500      | 宁波康宏医疗器械有限公司     | 宁波康宏医疗器械有限公司     |
| 7450 | 胸腔水封引流瓶    | 3-1500        | 3-1500      | 宁波康宏医疗器械有限公司     | 宁波康宏医疗器械有限公司     |
| 7451 | 一次性使用冲洗袋   | I 5000ml A型   | I5000mlA型   | 宁波康宏医疗器械有限公司     | 宁波康宏医疗器械有限公司     |
| 7453 | 一次性使用冲洗袋   | I 5000ml B型   | I5000mlB型   | 宁波康宏医疗器械有限公司     | 宁波康宏医疗器械有限公司     |
| 7454 | 一次性使用冲洗袋   | I 3000ml C型   | I3000mlC型   | 宁波康宏医疗器械有限公司     | 宁波康宏医疗器械有限公司     |
| 7455 | 一次性使用冲洗袋   | I 3000ml C-1型 | I3000mlC-1型 | 宁波康宏医疗器械有限公司     | 宁波康宏医疗器械有限公司     |



| 流水号  | 产品名称         | 产品规格          | 产品型号        | 生产企业          | 挂网企业          |
|------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 7456 | 一次性使用冲洗袋     | I 3000ml C-2型 | I3000mlC-2型 | 宁波康宏医疗器械有限公司  | 宁波康宏医疗器械有限公司  |
| 7457 | 一次性使用冲洗袋     | II E型         | II E型       | 宁波康宏医疗器械有限公司  | 宁波康宏医疗器械有限公司  |
| 7692 | 一次性使用医用面罩    | 成人            | 手术型         | 邯郸沃伦多科技开发有限公司 | 邯郸沃伦多科技开发有限公司 |
| 7700 | 一次性使用无菌注射器带针 | 1ml           | 1ml0.45     | 浙江京环医疗用品有限公司  | 浙江京环医疗用品有限公司  |
| 8378 | 一次性使用无菌注射器带针 | 2.5ml         | 2.5ml0.6    | 浙江京环医疗用品有限公司  | 浙江京环医疗用品有限公司  |
| 8379 | 一次性使用无菌注射器带针 | 5ml           | 5ml0.7      | 浙江京环医疗用品有限公司  | 浙江京环医疗用品有限公司  |
| 8380 | 一次性使用无菌注射器带针 | 10ml          | 10ml1.2     | 浙江京环医疗用品有限公司  | 浙江京环医疗用品有限公司  |
| 8381 | 一次性使用无菌注射器带针 | 20ml          | 20ml1.2     | 浙江京环医疗用品有限公司  | 浙江京环医疗用品有限公司  |
| 8382 | 一次性使用无菌注射器带针 | 30ml          | 30ml1.2     | 浙江京环医疗用品有限公司  | 浙江京环医疗用品有限公司  |
| 8383 | 一次性使用无菌注射器带针 | 50ml          | 50ml1.2     | 浙江京环医疗用品有限公司  | 浙江京环医疗用品有限公司  |
| 8384 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中             | 中号          | 浙江京环医疗用品有限公司  | 浙江京环医疗用品有限公司  |
| 8385 | 一次性使用无菌阴道扩张器 | 小             | 小号          | 浙江京环医疗用品有限公司  | 浙江京环医疗用品有限公司  |

| 流水号  | 产品名称       | 产品规格    | 产品型号         | 生产企业           | 挂网企业           |
|------|------------|---------|--------------|----------------|----------------|
| 8386 | 一次性使用输液延伸管 | 120cm   | B1           | 浙江京环医疗用品有限公司   | 浙江京环医疗用品有限公司   |
| 8387 | 一次性使用输液延伸管 | 150cm   | B1           | 浙江京环医疗用品有限公司   | 浙江京环医疗用品有限公司   |
| 8388 | 一次性使用静脉输液针 | 4. 5#   | 0. 45x15RWSB | 浙江京环医疗用品有限公司   | 浙江京环医疗用品有限公司   |
| 8390 | 一次性使用静脉输液针 | 5#      | 0. 5x20RWSB  | 浙江京环医疗用品有限公司   | 浙江京环医疗用品有限公司   |
| 8392 | 一次性使用静脉输液针 | 5. 5#   | 0. 55x20RWLB | 浙江京环医疗用品有限公司   | 浙江京环医疗用品有限公司   |
| 8393 | 一次性使用静脉输液针 | 6#      | 0. 6x25TWLB  | 浙江京环医疗用品有限公司   | 浙江京环医疗用品有限公司   |
| 8394 | 一次性使用静脉输液针 | 7#      | 0. 7x25TWLB  | 浙江京环医疗用品有限公司   | 浙江京环医疗用品有限公司   |
| 8397 | 一次性使用静脉输液针 | 8#      | 0. 8x28TWSB  | 浙江京环医疗用品有限公司   | 浙江京环医疗用品有限公司   |
| 8566 | 医用引流装置     | 2000ml  | 2000ml       | 扬州市普菲特医疗器械有限公司 | 扬州市普菲特医疗器械有限公司 |
| 8572 | 医用护理垫      | 25×45cm | 25×45cm      | 扬州市普菲特医疗器械有限公司 | 扬州市普菲特医疗器械有限公司 |
| 8577 | 医用护理垫      | 40×45cm | 40×45cm      | 扬州市普菲特医疗器械有限公司 | 扬州市普菲特医疗器械有限公司 |
| 8580 | 医用护理垫      | 45×45cm | 45×45cm      | 扬州市普菲特医疗器械有限公司 | 扬州市普菲特医疗器械有限公司 |

| 流水号  | 产品名称       | 产品规格       | 产品型号 | 生产企业            | 挂网企业            |
|------|------------|------------|------|-----------------|-----------------|
| 8760 | 一次性使用备皮包   | *          |      | 扬州市龙虎医疗器械厂      | 扬州市龙虎医疗器械厂      |
| 8761 | 一次性使用口腔包   | *          |      | 扬州市龙虎医疗器械厂      | 扬州市龙虎医疗器械厂      |
| 8762 | 一次性使用拆线包   | *          |      | 扬州市龙虎医疗器械厂      | 扬州市龙虎医疗器械厂      |
| 8763 | 一次性使用会阴护理包 | *          |      | 扬州市龙虎医疗器械厂      | 扬州市龙虎医疗器械厂      |
| 8764 | 医用消毒棉签     | 8cm 50支/包  |      | 扬州市龙虎医疗器械厂      | 扬州市龙虎医疗器械厂      |
| 8771 | 一次性使用吸痰管包  | F6         | I 型  | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 8777 | 一次性使用吸痰管包  | F12        | I 型  | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 8808 | 一次性使用手术包   | /          | /    | 南昌市华泰医疗器械有限公司   | 南昌市华泰医疗器械有限公司   |
| 8809 | 一次性使用产包    | /          |      | 南昌市华泰医疗器械有限公司   | 南昌市华泰医疗器械有限公司   |
| 8810 | 医用纱布敷料     | 6cm×8cm×8  | A1   | 南昌市华泰医疗器械有限公司   | 南昌市华泰医疗器械有限公司   |
| 8811 | 医用纱布敷料     | 8cm×8cm×8  | A1   | 南昌市华泰医疗器械有限公司   | 南昌市华泰医疗器械有限公司   |
| 8812 | 医用纱布敷料     | 8cm×10cm×8 | A1   | 南昌市华泰医疗器械有限公司   | 南昌市华泰医疗器械有限公司   |

| 流水号  | 产品名称     | 产品规格           | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业          |
|------|----------|----------------|-------|---------------|---------------|
| 8815 | 一次性使用手术单 | 80cm×120cm无纺布  | A型    | 南昌市华泰医疗器械有限公司 | 南昌市华泰医疗器械有限公司 |
| 8816 | 一次性使用手术单 | 130cm×220cm无纺布 | A型    | 南昌市华泰医疗器械有限公司 | 南昌市华泰医疗器械有限公司 |
| 8817 | 一次性使用手术单 | 120cm×200cm无纺布 | A型    | 南昌市华泰医疗器械有限公司 | 南昌市华泰医疗器械有限公司 |
| 8818 | 一次性使用手术衣 | 120×120cm无纺布   | 中号    | 南昌市华泰医疗器械有限公司 | 南昌市华泰医疗器械有限公司 |
| 8819 | 一次性使用口罩  | A型耳挂式          | 中号    | 南昌市华泰医疗器械有限公司 | 南昌市华泰医疗器械有限公司 |
| 8820 | 一次性使用帽子  | A型圆筒型          | 中号    | 南昌市华泰医疗器械有限公司 | 南昌市华泰医疗器械有限公司 |
| 8821 | 医用棉签     | 10cm           | A型    | 南昌市华泰医疗器械有限公司 | 南昌市华泰医疗器械有限公司 |
| 8822 | 医用棉签     | 15cm           | A型    | 南昌市华泰医疗器械有限公司 | 南昌市华泰医疗器械有限公司 |
| 8823 | 医用棉签     | 20cm           | A型    | 南昌市华泰医疗器械有限公司 | 南昌市华泰医疗器械有限公司 |
| 8824 | 一次性使用手术单 | 40×50cm        | B型：洞巾 | 南昌市华泰医疗器械有限公司 | 南昌市华泰医疗器械有限公司 |
| 8825 | 一次性使用手术单 | 40×60cm        | B型：洞巾 | 南昌市华泰医疗器械有限公司 | 南昌市华泰医疗器械有限公司 |
| 8826 | 一次性使用手术单 | 50×60cm        | B型：洞巾 | 南昌市华泰医疗器械有限公司 | 南昌市华泰医疗器械有限公司 |

| 流水号  | 产品名称          | 产品规格      | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业          |
|------|---------------|-----------|------|---------------|---------------|
| 8827 | 医用绷带          | 6cm×600cm |      | 南昌市华泰医疗器械有限公司 | 南昌市华泰医疗器械有限公司 |
| 8829 | 医用绷带          | 8cm×600cm |      | 南昌市华泰医疗器械有限公司 | 南昌市华泰医疗器械有限公司 |
| 9028 | 套装式一次性宫腔组织吸引管 | NULL      | TZ/6 | 南通三利医疗器械有限公司  | 南通三利医疗器械有限公司  |
| 9147 | 一次性使用吸痰包      | Fr6       | 普通型  | 南通三利医疗器械有限公司  | 南通三利医疗器械有限公司  |
| 9148 | 一次性使用吸痰包      | Fr7       | 普通型  | 南通三利医疗器械有限公司  | 南通三利医疗器械有限公司  |
| 9149 | 一次性使用吸痰包      | Fr8       | 普通型  | 南通三利医疗器械有限公司  | 南通三利医疗器械有限公司  |
| 9150 | 一次性使用吸痰包      | Fr9       | 普通型  | 南通三利医疗器械有限公司  | 南通三利医疗器械有限公司  |
| 9151 | 一次性使用吸痰包      | Fr10      | 普通型  | 南通三利医疗器械有限公司  | 南通三利医疗器械有限公司  |
| 9152 | 一次性使用吸痰包      | Fr12      | 普通型  | 南通三利医疗器械有限公司  | 南通三利医疗器械有限公司  |
| 9153 | 一次性使用吸痰包      | Fr14      | 普通型  | 南通三利医疗器械有限公司  | 南通三利医疗器械有限公司  |
| 9154 | 一次性使用吸痰包      | Fr16      | 普通型  | 南通三利医疗器械有限公司  | 南通三利医疗器械有限公司  |
| 9155 | 一次性使用吸痰包      | Fr18      | 普通型  | 南通三利医疗器械有限公司  | 南通三利医疗器械有限公司  |

| 流水号  | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号 | 生产企业         | 挂网企业         |
|------|----------|------|------|--------------|--------------|
| 9156 | 一次性使用吸痰包 | Fr6  | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9157 | 一次性使用吸痰包 | Fr7  | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9159 | 一次性使用吸痰包 | Fr8  | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9160 | 一次性使用吸痰包 | Fr9  | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9161 | 一次性使用吸痰包 | Fr10 | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9162 | 一次性使用吸痰包 | Fr12 | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9163 | 一次性使用吸痰包 | Fr14 | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9164 | 一次性使用吸痰包 | Fr16 | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9165 | 一次性使用吸痰包 | Fr18 | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9166 | 一次性使用吸痰包 | Fr6  | 普通型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9167 | 一次性使用吸痰包 | Fr7  | 普通型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9168 | 一次性使用吸痰包 | Fr8  | 普通型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |

| 流水号  | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号 | 生产企业         | 挂网企业         |
|------|----------|------|------|--------------|--------------|
| 9169 | 一次性使用吸痰包 | Fr9  | 普通型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9170 | 一次性使用吸痰包 | Fr10 | 普通型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9171 | 一次性使用吸痰包 | Fr12 | 普通型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9172 | 一次性使用吸痰包 | Fr14 | 普通型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9173 | 一次性使用吸痰包 | Fr16 | 普通型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9174 | 一次性使用吸痰包 | Fr18 | 普通型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9175 | 一次性使用吸痰包 | Fr6  | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9176 | 一次性使用吸痰包 | Fr7  | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9177 | 一次性使用吸痰包 | Fr8  | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9178 | 一次性使用吸痰包 | Fr9  | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9179 | 一次性使用吸痰包 | Fr10 | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |
| 9180 | 一次性使用吸痰包 | Fr12 | 控压型  | 南通三利医疗器械有限公司 | 南通三利医疗器械有限公司 |

| 流水号  | 产品名称      | 产品规格      | 产品型号        | 生产企业            | 挂网企业            |
|------|-----------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| 9181 | 一次性使用吸痰包  | Fr14      | 控压型         | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |
| 9182 | 一次性使用吸痰包  | Fr16      | 控压型         | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |
| 9183 | 一次性使用吸痰包  | Fr18      | 控压型         | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |
| 9196 | 硅胶负压引流球   | 100ml     |             | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |
| 9197 | 硅胶负压引流球   | 200ml     |             | 南通三利医疗器械有限公司    | 南通三利医疗器械有限公司    |
| 9263 | 医用干式胶片    | 10英寸×12英寸 | HQ-KX410A/F | 虎丘医疗科技（苏州）有限公司  | 虎丘医疗科技（苏州）有限公司  |
| 9264 | 医用干式胶片    | 11英寸×14英寸 | HQ-KX410A/F | 虎丘医疗科技（苏州）有限公司  | 虎丘医疗科技（苏州）有限公司  |
| 9265 | 医用干式胶片    | 14英寸×17英寸 | HQ-KX410A/F | 虎丘医疗科技（苏州）有限公司  | 虎丘医疗科技（苏州）有限公司  |
| 9266 | 医用干式胶片    | 8英寸×10英寸  | HQ-KX410A/F | 虎丘医疗科技（苏州）有限公司  | 虎丘医疗科技（苏州）有限公司  |
| 9667 | 一次性使用吸痰管包 | F14       | I 型         | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 9668 | 一次性使用吸痰管包 | F6×20ml   | II 型        | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 9669 | 一次性使用吸痰管包 | F10×20ml  | II 型        | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |



| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                           | 产品型号                                     | 生产企业            | 挂网企业            |
|---------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 9670    | 一次性使用吸痰管包 | F12×20ml                                       | II 型                                     | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| 9671    | 一次性使用吸痰管包 | F28×80ml                                       | II 型                                     | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 | 苏州市银月亮高分子制品有限公司 |
| GJ28927 | 中心控制体     | X-small\$small\$Medium\$Large                  | KZ1BPEQ                                  | 北京天新福医疗器材有限公司   |                 |
| GJ28935 | 中心控制体     | X-small\$small\$Medium\$Large                  | KZ1BPEQ                                  | 北京天新福医疗器材有限公司   |                 |
| GJ28943 | 中心控制体     | X-small\$small\$Medium\$Large                  | KZ1BPEQ                                  | 北京天新福医疗器材有限公司   |                 |
| GJ29957 | 桡骨小头系统    | 桡骨杯DTJ019\$桡骨杯DTJ022\$长颈桡骨柄DTJ006\$长颈桡骨柄DTJ008 | 桡骨杯DTJ019\$桡骨杯DTJ022\$长颈桡骨柄DTJ006\$长颈桡骨柄 | 法国TORNIER S. A. |                 |
| GJ35878 | 套筒        | J-I\$J-Q                                       | AT型                                      | 北京安通塑料制品有限公司    |                 |
| GJ35896 | 套筒        | J-I\$J-Q                                       | AT型                                      | 北京安通塑料制品有限公司    |                 |
| GJ35933 | 套筒        | J-I\$J-Q                                       | AT型                                      | 北京安通塑料制品有限公司    |                 |
| GJ35942 | 套筒        | J-I\$J-Q                                       | AT型                                      | 北京安通塑料制品有限公司    |                 |
| GJ39080 | 中心控制体     | X-small\$small\$Medium\$Large                  | KZ1BPEQ                                  | 北京天新福医疗器材有限公司   |                 |
| GJ39091 | 中心控制体     | X-small\$small\$Medium\$Large                  | KZ1BPEQ                                  | 北京天新福医疗器材有限公司   |                 |

| 流水号     | 产品名称                | 产品规格                                                                                                                                                                                | 产品型号                                                                     | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| GJ39099 | 中心控制体               | X-small\$small\$Medium\$Large                                                                                                                                                       | KZ1BPEQ                                                                  | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC04567 | 髌骨接骨板 纯钛            | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                                                                                                                                 | YSQ22                                                                    | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |
| JC04711 | 尺骨远端钢板（纯钛） 螺孔型      | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                                                                                                                                           | YSZ06                                                                    | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |
| JC06358 | 3.5金属接骨螺钉（螺纹头） 钛合金  | $\phi 3.5 \times 10\text{mm}$ $\phi 3.5 \times 11\text{mm}$ $\phi 3.5 \times 12\text{mm}$ $\phi 3.5 \times 13\text{mm}$ $\phi 3.5 \times 14\text{mm}$ $\phi 3.5 \times 15\text{mm}$ | HDZ                                                                      | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |
| JC10028 | 光棒                  | 长度：50mm，直径：5.5mm\$长度：60mm，直径：5.5mm\$长度：70mm，直径：5.5mm\$长度：                                                                                                                           | 55050\$55060\$55070\$55080\$55090                                        | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC10032 | 光棒                  | 长度：50mm，直径：5.5mm\$长度：60mm，直径：5.5mm\$长度：70mm，直径：5.5mm\$长度：                                                                                                                           | 55050\$55060\$55070\$55080\$55090                                        | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC10039 | 光棒                  | 长度：50mm，直径：5.5mm\$长度：60mm，直径：5.5mm\$长度：70mm，直径：5.5mm\$长度：                                                                                                                           | 55050\$55060\$55070\$55080\$55090                                        | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC10114 | 开口椎弓根钉              | 长度：10mm直径：3.5mm\$长度：10mm直径：4.0mm\$长度：10mm直径：4.5mm\$长度：10mm直径：                                                                                                                       | 3510\$3512\$3514\$3516\$3518\$3520\$3522\$3524\$4010\$4012\$4014\$4016\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC10125 | 闭口椎弓根钉              | 长度：10mm直径：3.5mm\$长度：10mm直径：4.0mm\$长度：10mm直径：4.5mm\$长度：10mm直径：                                                                                                                       | 3510\$3512\$3514\$3516\$3518\$3520\$3522\$3524\$4010\$4012\$4014\$4016\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC10129 | 开口椎弓根钉              | 长度：10mm直径：3.5mm\$长度：10mm直径：4.0mm\$长度：10mm直径：4.5mm\$长度：10mm直径：                                                                                                                       | 3510\$3512\$3514\$3516\$3518\$3520\$3522\$3524\$4010\$4012\$4014\$4016\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC15508 | 伽玛交锁髓内钉（II型绞刀式）——主钉 | 直径：10mm；长度：180mm\$直径：11mm；长度：180mm\$直径：12mm；长度：180mm                                                                                                                                | SDJDK02                                                                  | 苏州艾迪尔医疗器械有限公司 |      |
| JC17779 | 可吸收螺钉               | 头部直径6.5mm，螺纹直径4.5mm，螺距1.75mm，总长度25mm\$头部直径6.5mm，螺纹直径                                                                                                                                | S1425\$ S1430\$ S1435\$ S1440\$ S1445\$ S1450\$ S1455\$ S1460\$ S1465\$  | 日本他喜龙株式会社     |      |

| 流水号     | 产品名称                 | 产品规格                                                         | 产品型号                                                                | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| JC28356 | 骨水泥及注入工具             | 1230                                                         | 1230                                                                | 意大利Tecres S.P.A.                     |      |
| JC34042 | 脊柱内固定系统组件（商品名:CD）    | 螺母                                                           | 8655100                                                             | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC34045 | 脊柱内固定系统组件（商品名:CD）    | 螺母                                                           | 8655100                                                             | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC34048 | 脊柱内固定系统组件（商品名:CD）    | 横连接                                                          | 84147ET                                                             | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC36073 | U型开口钉（长臂）            | 长度：25mm，直径：4.0mm\$长度：30mm，直径：4.0mm长度：35mm，直径：4.0mm\$长度：      | 4025\$ 4030\$ 4035\$ 4525\$ 4530\$ 4535\$ 5030\$ 5035\$ 5040\$      | 德州金约应医疗器械有限公司                        |      |
| JC36075 | U型开口钉（长臂）            | 长度：25mm，直径：4.0mm\$长度：30mm，直径：4.0mm长度：35mm，直径：4.0mm\$长度：      | 4025\$ 4030\$ 4035\$ 4525\$ 4530\$ 4535\$ 5030\$ 5035\$ 5040\$      | 德州金约应医疗器械有限公司                        |      |
| JC36159 | 光棒                   | 55050\$55060\$55070\$55080\$55090                            | 55050\$ 55060\$ 55070\$ 55080\$ 55090                               | 德州金约应医疗器械有限公司                        |      |
| JC36195 | 光棒                   | 55100\$55110\$55120\$55130\$55150\$55170                     | 55100\$ 55110\$ 55120\$ 55130\$ 55150\$ 55170                       | 德州金约应医疗器械有限公司                        |      |
| JC36309 | 横向连接器（I型）            | 10*13                                                        | 1013-75                                                             | 德州金约应医疗器械有限公司                        |      |
| JC37961 | 3.5 mm 杆螺钉，纯钛        | 3.5 mm 杆螺钉，全长 12mm，纯钛，螺纹长 4mm\$3.5 mm 杆螺钉，全长 14mm，纯钛，螺纹长     | 404.212\$404.214\$404.216\$404.218\$404.220\$404.222\$404.224\$404. | 瑞士Synthes GmbH.                      |      |
| JC39319 | HA2.0皮质骨螺钉（全螺纹）（钛合金） | 长度L:6mm\$长度L:8mm\$长度L:10mm\$长度L:12mm\$长度L:14mm\$长度L:16mm\$长度 | HA2.0                                                               | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                     |      |
| JC39327 | HA2.0皮质骨螺钉（全螺纹）（钛合金） | 长度L:6mm\$长度L:8mm\$长度L:10mm\$长度L:12mm\$长度L:14mm\$长度L:16mm\$长度 | HA2.0                                                               | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                     |      |

| 流水号     | 产品名称                     | 产品规格                                                                   | 产品型号  | 生产企业             | 挂网企业 |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------|
| JC39328 | HA2.0皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（钛合金） | 长度L:6mm\$长度L:8mm\$长度<br>L:10mm\$长度L:12mm\$长度<br>L:14mm\$长度L:16mm\$长度   | HA2.0 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39331 | HA2.0皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（钛合金） | 长度L:6mm\$长度L:8mm\$长度<br>L:10mm\$长度L:12mm\$长度<br>L:14mm\$长度L:16mm\$长度   | HA2.0 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39332 | HA3.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（钛合金） | 长度L:12mm\$长度L:14mm\$长度<br>L:16mm\$长度L:18mm\$长度<br>L:20mm\$长度L:22mm\$长度 | HA3.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39333 | HA3.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（钛合金） | 长度L:12mm\$长度L:14mm\$长度<br>L:16mm\$长度L:18mm\$长度<br>L:20mm\$长度L:22mm\$长度 | HA3.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39334 | HA3.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（钛合金） | 长度L:12mm\$长度L:14mm\$长度<br>L:16mm\$长度L:18mm\$长度<br>L:20mm\$长度L:22mm\$长度 | HA3.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39336 | HA3.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（钛合金） | 长度L:12mm\$长度L:14mm\$长度<br>L:16mm\$长度L:18mm\$长度<br>L:20mm\$长度L:22mm\$长度 | HA3.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39337 | HA3.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（不锈钢） | 长度L:12mm\$长度L:14mm\$长度<br>L:16mm\$长度L:18mm\$长度<br>L:20mm\$长度L:22mm\$长度 | HA3.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39342 | HA3.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（不锈钢） | 长度L:12mm\$长度L:14mm\$长度<br>L:16mm\$长度L:18mm\$长度<br>L:20mm\$长度L:22mm\$长度 | HA3.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39344 | HA3.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（钛合金） | 长度L:12mm\$长度L:14mm\$长度<br>L:16mm\$长度L:18mm\$长度<br>L:20mm\$长度L:22mm\$长度 | HA3.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39355 | HA3.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（钛合金） | 长度L:12mm\$长度L:14mm\$长度<br>L:16mm\$长度L:18mm\$长度<br>L:20mm\$长度L:22mm\$长度 | HA3.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39356 | HA3.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（不锈钢） | 长度L:12mm\$长度L:14mm\$长度<br>L:16mm\$长度L:18mm\$长度<br>L:20mm\$长度L:22mm\$长度 | HA3.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39358 | HA3.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（钛合金） | 长度L:12mm\$长度L:14mm\$长度<br>L:16mm\$长度L:18mm\$长度<br>L:20mm\$长度L:22mm\$长度 | HA3.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                     | 产品规格                                                                   | 产品型号  | 生产企业             | 挂网企业 |
|---------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|------|
| JC39364 | HA3.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（钛合金） | 长度L:12mm\$长度L:14mm\$长度<br>L:16mm\$长度L:18mm\$长度<br>L:20mm\$长度L:22mm\$长度 | HA3.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39369 | HA3.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（钛合金） | 长度L:12mm\$长度L:14mm\$长度<br>L:16mm\$长度L:18mm\$长度<br>L:20mm\$长度L:22mm\$长度 | HA3.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39373 | HA3.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（钛合金） | 长度L:12mm\$长度L:14mm\$长度<br>L:16mm\$长度L:18mm\$长度<br>L:20mm\$长度L:22mm\$长度 | HA3.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39374 | HA3.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（钛合金） | 长度L:12mm\$长度L:14mm\$长度<br>L:16mm\$长度L:18mm\$长度<br>L:20mm\$长度L:22mm\$长度 | HA3.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39375 | HA3.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（钛合金） | 长度L:12mm\$长度L:14mm\$长度<br>L:16mm\$长度L:18mm\$长度<br>L:20mm\$长度L:22mm\$长度 | HA3.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39380 | HA3.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（钛合金） | 长度L:12mm\$长度L:14mm\$长度<br>L:16mm\$长度L:18mm\$长度<br>L:20mm\$长度L:22mm\$长度 | HA3.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39384 | HA4.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（钛合金） | 长度L:10mm\$长度L:12mm\$长度<br>L:14mm\$长度L:16mm\$长度<br>L:18mm\$长度L:20mm\$长度 | HA4.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39385 | HA4.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（钛合金） | 长度L:10mm\$长度L:12mm\$长度<br>L:14mm\$长度L:16mm\$长度<br>L:18mm\$长度L:20mm\$长度 | HA4.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39388 | HA4.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（钛合金） | 长度L:10mm\$长度L:12mm\$长度<br>L:14mm\$长度L:16mm\$长度<br>L:18mm\$长度L:20mm\$长度 | HA4.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39391 | HA4.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（不锈钢） | 长度L:10mm\$长度L:12mm\$长度<br>L:14mm\$长度L:16mm\$长度<br>L:18mm\$长度L:20mm\$长度 | HA4.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39395 | HA4.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（钛合金） | 长度L:10mm\$长度L:12mm\$长度<br>L:14mm\$长度L:16mm\$长度<br>L:18mm\$长度L:20mm\$长度 | HA4.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39410 | HA4.5皮质骨螺钉（全螺纹）<br>（钛合金） | 长度L:10mm\$长度L:12mm\$长度<br>L:14mm\$长度L:16mm\$长度<br>L:18mm\$长度L:20mm\$长度 | HA4.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称                    | 产品规格                              | 产品型号  | 生产企业             | 挂网企业 |
|---------|-------------------------|-----------------------------------|-------|------------------|------|
| JC39494 | 肱骨近端钢板 （不锈钢）            | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔 | JZQ04 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39499 | 尺骨鹰嘴钩钢板 左 / 右<br>（纯钛）   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔        | JZQ05 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39505 | 跟骨钢板 （纯钛）               | 14孔                               | JZQ06 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39509 | 股骨远端内侧钢板 左 / 右<br>（不锈钢） | 5孔\$7孔\$9孔\$11孔\$13孔\$15孔         | JZQ08 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39512 | 股骨远端外侧钢板 左 / 右<br>（纯钛）  | 5孔\$7孔\$9孔\$11孔\$13孔\$15孔         | JZQ08 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39517 | 胫骨远端外侧钢板 / 左右<br>（纯钛）   | 5孔\$7孔\$9孔\$11孔                   | JZQ09 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39518 | 胫骨远端内侧钢板 / 左右<br>（不锈钢）  | 5孔\$7孔\$9孔\$11孔                   | JZQ09 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39533 | L型钢板（左 / 右） （纯钛）        | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔       | YSQ12 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39536 | 腓桡骨远端外侧钢板 （纯钛）          | 4孔\$5孔\$6孔                        | YSQ13 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39537 | 腓骨远端外侧钢板 / 左右<br>（纯钛）   | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔                    | YSQ13 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39538 | 腓骨远端外侧钢板 / 左右<br>（不锈钢）  | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔                    | YSQ13 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39541 | L型指骨钢板 左 / 右 （纯钛）       | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔                    | YSQ14 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                                  | 产品型号  | 生产企业             | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|---------------------------------------|-------|------------------|------|
| JC39542 | L型掌骨钢板 左 / 右 （纯钛）     | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔                        | YSQ14 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39546 | 弧型重建钢板<锁骨> 左 / 右 （纯钛） | 6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔         | YSQ16 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39549 | 弧型重建钢板<盆骨> （纯钛）       | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                        | YSQ20 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39552 | 弧型重建钢板<盆骨> （纯钛）       | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔       | YSQ20 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39554 | 1 / 3管型钢板 （钛合金）       | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔           | ZSQ01 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39563 | 直型加压钢板 / 3mm （钛合金）    | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔 | ZSQ06 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39566 | 限制性接触钢板 / 3mm （钛合金）   | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔 | ZSQ06 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39571 | 限制性接触钢板 / 5mm （钛合金）   | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔 | ZSQ07 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39573 | 直型指骨钢板 （钛合金）          | 2孔3孔\$4孔\$5孔\$6孔                      | ZSQ11 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39576 | 重建钢板 （钛合金）            | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                        | ZSQ12 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39577 | 重建钢板 （钛合金）            | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔       | ZSQ12 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| JC39579 | 直型掌骨钢板 （钛合金）          | 2孔3孔\$4孔\$5孔\$6孔                      | ZSQ13 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                                | 生产企业                | 挂网企业 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| JC39582 | 股骨交锁髓内钉锁钉（钛合金） | 4*30mm\$4*35\$4*40\$4*45\$4*50\$4*55\$4*60\$4*65\$4*70mm                                    | ZSSNGG                                                              | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司    |      |
| JC39583 | 股骨交锁髓内钉（钛合金）   | φ 9*320\$a φ 9*340\$a φ 9*360\$a φ 9*380\$a φ 9*400\$a φ 9*420\$a φ 10*320\$a φ 10*340\$a φ | ZSSNGG                                                              | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司    |      |
| JC39585 | 股骨交锁髓内钉盖帽（钛合金） | 与主钉配合使用                                                                                     | ZSSNGG                                                              | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司    |      |
| JC39604 | 胫骨交锁髓内钉锁钉（钛合金） | 4*30mm\$4*35mm\$4*40mm\$4*45mm\$4*50mm\$4*55mm\$4*60mm\$4*65mm\$4*70mm                      | ZSSNJG                                                              | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司    |      |
| JC39605 | 胫骨交锁髓内钉（钛合金）   | φ 8*240\$ φ 8*260\$ φ 8*280\$ φ 8*300\$ φ 8*320\$ φ 8*340\$ φ 8*360\$ φ 9*240\$ φ 9*260\$ φ | ZSSNJG                                                              | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司    |      |
| JC39608 | 胫骨交锁髓内钉盖帽（钛合金） | 与主钉配合使用                                                                                     | ZSSNJG                                                              | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司    |      |
| JC42040 | Asnis第三代大直径空心钉 | 全螺纹直径6.5长度30mm\$全螺纹直径6.5长度35mm\$全螺纹直径6.5长度40mm\$全螺纹直径6.5长                                   | 606070S\$606075S\$606080S\$606085S\$606090S\$606095S\$606100S\$6061 | 瑞士stryker Trauma AG |      |
| JC44369 | 人工骨修复材料        | 粒径5mm                                                                                       | Gr-1                                                                | 北京奥精医药科技有限公司        |      |
| JC44370 | 人工骨修复材料        | 粒径5mm                                                                                       | Gr-1                                                                | 北京奥精医药科技有限公司        |      |
| JC44374 | 人工骨修复材料        | 粒径5mm                                                                                       | Gr-1                                                                | 北京奥精医药科技有限公司        |      |
| JC44376 | 人工骨修复材料        | 粒径2mm                                                                                       | Gr-2                                                                | 北京奥精医药科技有限公司        |      |
| JC44392 | 人工骨修复材料        | L5*W5*L5                                                                                    | Re-3                                                                | 北京奥精医药科技有限公司        |      |

| 流水号     | 产品名称                                   | 产品规格                                                                                                   | 产品型号                                                                      | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| JC44393 | 人工骨修复材料                                | L5*W5*L5                                                                                               | Re-3                                                                      | 北京奥精医药科技有限公司                         |      |
| JC44397 | 人工骨修复材料                                | L2*W2*L2                                                                                               | Re-4                                                                      | 北京奥精医药科技有限公司                         |      |
| JC45323 | 可吸收ACL界面螺钉                             | 直径*长度（mm）：<br>7.3*20\$7.3*25\$7.3*30\$8.0*20\$<br>8.0*25\$8.0*30\$9.0*20\$9.0*25\$                     | SmartScrew<br>ACL237020\$SmartScrew<br>ACL237025\$SmartScrew              | 芬兰ConMed Linvatec Biomaterials Ltd.  |      |
| JC46788 | BASIS 螺塞                               | BASIS SET SCREW, TI                                                                                    | 8654000                                                                   | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC46790 | Basis棒                                 | 直径5.5MM                                                                                                | 8654010                                                                   | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC46795 | BASIS椎弓根固定角度螺钉                         | 5MM*30MM, ASY \$5MM*35MM, ASY<br>\$5MM*40MM, ASY \$5MM*45MM,<br>ASY \$5MM*50MM,                        | 8654530固定角度螺钉<br>5MM*30MM, ASY\$<br>8654535固定角度螺钉                         | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC46895 | 4.5平头皮质骨螺钉, 自攻                         | 4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5*30mm\$4.<br>.5*32mm\$4.5*34mm\$4.5*36mm\$4.<br>5*38mm\$4.5*40mm\$4.5*42mm\$4.5 | 00234702326\$00234702<br>328\$00234702330\$0023<br>4702332\$00234702334\$ | 美国Zimmer Inc. (美国捷迈公司)               |      |
| JC46935 | 胫骨内侧远端钢板                               | 4-hole, right\$6-hole,<br>right\$8-hole, right\$10-<br>hole, right\$12-hole,                           | 00234700704\$00234700<br>706\$00234700708\$0023<br>4700710\$00234700712\$ | 美国Zimmer Inc. (美国捷迈公司)               |      |
| JC47217 | 脊柱固定系统 (商品名:<br>XIA) XIA3 Implants-螺帽  | 钛合金螺帽                                                                                                  | 48230000                                                                  | 瑞士 Stryker Spine SA                  |      |
| JC47243 | XIA3 脊柱固定系统-棒                          | 480mm\$600mm                                                                                           | 48233480\$48233600                                                        | 瑞士 Stryker Spine SA                  |      |
| JC47275 | XIA3 脊柱固定系统-钉                          | 长度20mm\$长度25mm\$长度30mm\$<br>长度35mm\$长度40mm\$长度45mm\$<br>长度50mm                                         | 482304020\$482304025\$<br>482304030\$482304035\$<br>482304040\$482304045  | 瑞士 Stryker Spine SA                  |      |
| JC47358 | 脊柱固定系统 (商品名:<br>XIA) XIA3 Implants-横连接 | 横连接28-31mm\$30-35mm\$35-<br>44mm\$43-54mm\$53-73mm\$70-99mm                                            | 48236028\$48236030\$48<br>236035\$48236043\$<br>48236053\$48236070        | 瑞士 Stryker Spine SA                  |      |

| 流水号     | 产品名称                   | 产品规格                                                                                 | 产品型号                                                                      | 生产企业        | 挂网企业 |
|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| JC49223 | 可吸收颅骨盖 (BI01)          | 直径: 10mm高: 3mm; 2cm3 / 盒\$<br>直径: 12mm高: 3mm; 2cm3 / 盒\$<br>直径: 14mm, 高: 3mm; 2cm3 / | P822311244\$P82231144<br>4\$P822311644                                    | 法国 S. B. M. |      |
| JC49224 | 可吸收胫骨高位截骨融合系统 (OTIS)   | 高*宽*长 (mm):<br>6*25*33\$7*25*33\$8*25*33\$9*25<br>*33\$10*25*33\$11*25*33\$12*25*    | P822365222\$P82236522<br>4\$P822365226\$P822365<br>228\$P822365230\$P8223 | 法国 S. B. M. |      |
| JC49225 | 可吸收填充块 (BI01)          | 长*宽*高 (mm): 30*20*10;<br>6cm3 / 盒                                                    | P822374400                                                                | 法国 S. B. M. |      |
| JC49226 | 可吸收楔形填充物 (BI01)        | 长*宽*高*高 (mm):<br>15*10*4*2; 15.75cm3 / 盒\$长*<br>宽*高*高 (mm): 30*25*7*3;               | P822375000\$P82237560<br>2                                                | 法国 S. B. M. |      |
| JC49227 | 可吸收圆柱状填充物 (BI01)       | 直径: 6mm, 长度: 25mm; 4cm3<br>/ 盒                                                       | P822441444                                                                | 法国 S. B. M. |      |
| JC49228 | 可吸收颈椎椎间融合器 (BIO-TECMA) | 高*高*长*宽 (mm):<br>6*4*10*12\$8*6*10*12\$10*8*10*<br>12\$6*4*12*12\$8*6*12*12\$10*8*   | P822625222\$P82262524<br>2\$P822625262\$P822625<br>422\$P822625442\$P8226 | 法国 S. B. M. |      |
| JC49229 | 可吸收填充棒 (BI01)          | 长*宽*高 (mm): 3*3*10;<br>10cm3 / 盒                                                     | P822634240                                                                | 法国 S. B. M. |      |
| JC49230 | 可吸收填充棒 (BI01)          | 长*宽*高 (mm): 5*5*10; 5cm3<br>/ 盒                                                      | P822634440                                                                | 法国 S. B. M. |      |
| JC49231 | 可吸收填充棒 (BI01)          | 长*宽*高 (mm): 5*5*10;<br>20cm3 / 盒                                                     | P822634441                                                                | 法国 S. B. M. |      |
| JC49232 | 可吸收填充棒 (BI01)          | 长*宽*高 (mm): 5*5*10;<br>10cm3 / 盒                                                     | P822634442                                                                | 法国 S. B. M. |      |
| JC49233 | 可吸收填充棒 (BI01)          | 长*宽*高 (mm): 5*5*20;<br>10cm3 / 盒                                                     | P822634444                                                                | 法国 S. B. M. |      |
| JC49234 | 可吸收填充棒 (BI01)          | 长*宽*高 (mm): 5*5*20;<br>20cm3 / 盒                                                     | P822634445                                                                | 法国 S. B. M. |      |

| 流水号     | 产品名称                    | 产品规格                                                                        | 产品型号                                                              | 生产企业        | 挂网企业 |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| JC49235 | 可吸收填充棒 (BI01)           | 长*宽*高 (mm) : 5*5*20; 6cm3 / 盒                                               | P822634450                                                        | 法国 S. B. M. |      |
| JC49236 | 可吸收圆柱状填充物 (BI01)        | 直径: 8mm, 长度: 10mm; 3cm3 / 盒                                                 | P822661222                                                        | 法国 S. B. M. |      |
| JC49237 | 可吸收胫骨高位截骨融合系统 (OTIS-50) | 高*宽*长 (mm) : 6*25*33\$7*25*33\$8*25*33\$9*25*33\$10*25*33\$11*25*33\$12*25* | P822667222\$P822667224\$P822667226\$P822667228\$P822667230\$P8226 | 法国 S. B. M. |      |
| JC49238 | 可吸收填充颗粒 (BI01)          | 直径: 1mm, 0.6cm3 / 瓶                                                         | P822692240                                                        | 法国 S. B. M. |      |
| JC49239 | 可吸收填充颗粒 (BI01)          | 直径: 1mm, 2cm3 / 瓶                                                           | P822692243                                                        | 法国 S. B. M. |      |
| JC49240 | 可吸收填充颗粒 (BI01)          | 直径: 1mm, 5cm3 / 瓶                                                           | P822692244                                                        | 法国 S. B. M. |      |
| JC49241 | 可吸收填充颗粒 (BI01)          | 直径: 1mm, 15cm3 / 瓶                                                          | P822692246                                                        | 法国 S. B. M. |      |
| JC49242 | 可吸收填充颗粒 (BI01)          | 直径: 1.5mm, 5cm3 / 瓶                                                         | P822692444                                                        | 法国 S. B. M. |      |
| JC49243 | 可吸收填充颗粒 (BI01)          | 直径: 1.5mm, 15cm3 / 瓶                                                        | P822692446                                                        | 法国 S. B. M. |      |
| JC49244 | 可吸收填充颗粒 (BI01)          | 直径: 3mm, 5cm3 / 瓶                                                           | P822692644                                                        | 法国 S. B. M. |      |
| JC49245 | 可吸收填充颗粒 (BI01)          | 直径: 3mm, 15cm3 / 瓶                                                          | P822692646                                                        | 法国 S. B. M. |      |
| JC49246 | 可吸收立方体填充物 (BI01)        | 长*宽*高 (mm) : 5*5*5; 5cm3 / 盒                                                | P822693221                                                        | 法国 S. B. M. |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                                                                           | 产品型号                                       | 生产企业                            | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------|------|
| JC49247 | 可吸收立方体填充物 (BI01)      | 长*宽*高 (mm) : 5*5*5; 10cm3 / 盒                                                  | P822693222                                 | 法国 S. B. M.                     |      |
| JC49248 | 可吸收立方体填充物 (BI01)      | 长*宽*高 (mm) : 7*7*7; 2cm3 / 盒                                                   | P822693421                                 | 法国 S. B. M.                     |      |
| JC49249 | 可吸收立方体填充物 (BI01)      | 长*宽*高 (mm) : 7*7*7; 5cm3 / 盒                                                   | P822693422                                 | 法国 S. B. M.                     |      |
| JC49250 | 可吸收立方体填充物 (BI01)      | 长*宽*高 (mm) : 10*10*10; 2cm3 / 盒                                                | P822693622                                 | 法国 S. B. M.                     |      |
| JC49251 | 可吸收立方体填充物 (BI01)      | 长*宽*高 (mm) : 10*10*10; 10cm3 / 盒                                               | P822693624                                 | 法国 S. B. M.                     |      |
| JC49252 | 可吸收填充块 (BI01)         | 长*宽*高 (mm) : 10*10*25; 2.5cm3 / 盒                                              | P822694444                                 | 法国 S. B. M.                     |      |
| JC49253 | 可吸收大孔多孔立方体填充物 (BI01)  | 长*宽*高 (mm) : 4*4*4; 15cm3 / 瓶                                                  | P822893229                                 | 法国 S. B. M.                     |      |
| JC49254 | 可吸收大孔多孔立方体填充物 (BI01)  | 长*宽*高 (mm) : 4*4*4; 45cm3 / 瓶                                                  | P822893232                                 | 法国 S. B. M.                     |      |
| JC49255 | 可吸收大孔多孔立方体填充物 (BI01)  | 长*宽*高 (mm) : 4*4*4; 30cm3 / 瓶                                                  | P822893233                                 | 法国 S. B. M.                     |      |
| JC49264 | ACP Low Profile 1节段钢板 | 10403-1020\$10403-1022\$10403-1024\$10403-1026\$10403-1028\$10403-1030\$10403- | 10403-1020\$10403-1022\$10403-1024\$10403- | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49265 | ACP Low Profile 1节段钢板 | 10403-1020\$10403-1022\$10403-1024\$10403-1026\$10403-1028\$10403-1030\$10403- | 10403-1020\$10403-1022\$10403-1024\$10403- | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49266 | ACP Low Profile 1节段钢板 | 10403-2034\$10403-2036\$10403-2038\$10403-2040\$10403-2042\$10403-2044\$10403- | 10403-2034\$10403-2036\$10403-2038\$10403- | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                                                                           | 产品型号                                             | 生产企业                            | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| JC49267 | ACP Low Profile 1节段钢板 | 10403-2034\$10403-2036\$10403-2038\$10403-2040\$10403-2042\$10403-2044\$10403- | 10403-2034\$10403-2036\$10403-2038\$10403-       | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49268 | 颈前路钢板系统               | 10403-3050\$10403-3053\$10403-3056\$10403-3059\$10403-3062\$10403-3065\$10403- | 10403-3050\$10403-3053\$10403-3056\$10403-       | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49269 | 自攻椎体螺钉                | 40243112\$40243113\$40243114\$40243115\$40243116                               | 40243112\$40243113\$40243114\$40243115\$40243116 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49270 | 自攻椎体螺钉                | 40243112\$40243113\$40243114\$40243115\$40243116                               | 40243112\$40243113\$40243114\$40243115\$40243116 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49271 | 自攻椎体螺钉                | 40243112\$40243113\$40243114\$40243115\$40243116                               | 40243112\$40243113\$40243114\$40243115\$40243116 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49272 | 自攻椎体螺钉                | 40243112\$40243113\$40243114\$40243115\$40243116                               | 40243112\$40243113\$40243114\$40243115\$40243116 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49273 | Sc-AcuFix Self 4.5螺钉  | 40245112\$40245113\$40245114\$40245115\$40245116                               | 40245112\$40245113\$40245114\$40245115\$40245116 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49274 | Sc-AcuFix Self 4.5螺钉  | 40245112\$40245113\$40245114\$40245115\$40245116                               | 40245112\$40245113\$40245114\$40245115\$40245116 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49275 | Sc-AcuFix Self 4.5螺钉  | 40245112\$40245113\$40245114\$40245115\$40245116                               | 40245112\$40245113\$40245114\$40245115\$40245116 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49276 | Sc-AcuFix Self 4.5螺钉  | 40245112\$40245113\$40245114\$40245115\$40245116                               | 40245112\$40245113\$40245114\$40245115\$40245116 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49277 | Sc-AcuFix Self 4.5螺钉  | 40245112\$40245113\$40245114\$40245115\$40245116                               | 40245112\$40245113\$40245114\$40245115\$40245116 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49278 | Sc-AcuFix Self 4.5螺钉  | 40245112\$40245113\$40245114\$40245115\$40245116                               | 40245112\$40245113\$40245114\$40245115\$40245116 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |

| 流水号     | 产品名称                        | 产品规格                                             | 产品型号                                             | 生产企业                            | 挂网企业 |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| JC49279 | Sc-AcuFix Self 4.5螺钉        | 40245112\$40245113\$40245114\$40245115\$40245116 | 40245112\$40245113\$40245114\$40245115\$40245116 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49280 | Sc-AcuFix Self 4.5螺钉        | 40245112\$40245113\$40245114\$40245115\$40245116 | 40245112\$40245113\$40245114\$40245115\$40245116 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49281 | Sc-AcuFix Self 4.5螺钉        | 40245112\$40245113\$40245114\$40245115\$40245116 | 40245112\$40245113\$40245114\$40245115\$40245116 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49282 | Sc-AcuFix Self 4.5螺钉        | 40245112\$40245113\$40245114\$40245115\$40245116 | 40245112\$40245113\$40245114\$40245115\$40245116 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49283 | Cervical Plate Screw, 低切迹螺钉 | 40246012\$40246013\$40246014\$40246015\$40246016 | 40246012\$40246013\$40246014\$40246015\$40246016 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49284 | Cervical Plate Screw, 低切迹螺钉 | 40246012\$40246013\$40246014\$40246015\$40246016 | 40246012\$40246013\$40246014\$40246015\$40246016 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49285 | Cervical Plate Screw, 低切迹螺钉 | 40246012\$40246013\$40246014\$40246015\$40246016 | 40246012\$40246013\$40246014\$40246015\$40246016 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49286 | Cervical Plate Screw, 低切迹螺钉 | 40246012\$40246013\$40246014\$40246015\$40246016 | 40246012\$40246013\$40246014\$40246015\$40246016 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49287 | Cervical Plate Screw, 低切迹螺钉 | 40246012\$40246013\$40246014\$40246015\$40246016 | 40246012\$40246013\$40246014\$40246015\$40246016 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49288 | Cervical Plate Screw, 低切迹螺钉 | 40246012\$40246013\$40246014\$40246015\$40246016 | 40246012\$40246013\$40246014\$40246015\$40246016 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49289 | Cervical Plate Screw, 低切迹螺钉 | 40246012\$40246013\$40246014\$40246015\$40246016 | 40246012\$40246013\$40246014\$40246015\$40246016 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC49290 | Cervical Plate Screw, 低切迹螺钉 | 40246012\$40246013\$40246014\$40246015\$40246016 | 40246012\$40246013\$40246014\$40246015\$40246016 | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |





| 流水号     | 产品名称                            | 产品规格                                                                                                | 产品型号                                                              | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC49317 | Versa-Fx II 股骨内固定钢板-标准管（6H-20H） | 135D*6H\$135D*8H\$135D*10H\$135D*12H\$135D*14H\$135D*16H\$135D*18H\$135D*20H\$140D*6H\$140D*8       | 00119313506\$00119313508\$00119313510\$00119313512\$00119313514\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC49318 | Versa-Fx II 髌上压缩型弓形钢板           | 90D*6H\$90D*8H\$90D*10H\$90D*12H\$90D*14H\$90D*16H\$95D*6H\$95D*8H\$95D*10H\$95D*12H\$95D*14H\$     | 00119309006\$00119309008\$00119309010\$00119309012\$00119309014\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC49319 | Versa-Fx II 髌上压缩型弓形钢板           | 90D*6H\$90D*8H\$90D*10H\$90D*12H\$90D*14H\$90D*16H\$95D*6H\$95D*8H\$95D*10H\$95D*12H\$95D*14H\$     | 00119309006\$00119309008\$00119309010\$00119309012\$00119309014\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC49320 | Versa-Fx II 髌上压缩型弓形钢板           | 90D*6H\$90D*8H\$90D*10H\$90D*12H\$90D*14H\$90D*16H\$95D*6H\$95D*8H\$95D*10H\$95D*12H\$95D*14H\$     | 00119309006\$00119309008\$00119309010\$00119309012\$00119309014\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC49321 | Versa-Fx II 股骨内固定钢板-标准管（2H-5H）  | 135D*2H\$135D*3H\$135D*4H\$135D*5H\$140D*2H\$140D*3H\$140D*4H\$140D*5H\$                            | 00119313502\$00119313503\$00119313504\$00119313505\$              | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC49322 | Versa-Fx II 股骨内固定钢板-标准管（2H-5H）  | 135D*2H\$135D*3H\$135D*4H\$135D*5H\$140D*2H\$140D*3H\$140D*4H\$140D*5H\$                            | 00119313502\$00119313503\$00119313504\$00119313505\$              | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC49323 | Versa-Fx II 连接型阻滞钉，标准螺纹         | 55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$13 | 1193-10-20\$1193-10-22\$1193-10-25\$1193-10-27\$1193-10-          | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC49324 | Versa-Fx II 连接型阻滞钉，标准螺纹         | 55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$13 | 1193-10-20\$1193-10-22\$1193-10-25\$1193-10-27\$1193-10-          | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC49325 | Versa-Fx II 连接型阻滞钉，标准螺纹         | 55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$13 | 1193-10-20\$1193-10-22\$1193-10-25\$1193-10-27\$1193-10-          | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC49326 | Versa-Fx II 连接型阻滞钉，标准螺纹         | 55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$13 | 1193-10-20\$1193-10-22\$1193-10-25\$1193-10-27\$1193-10-          | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC49327 | Versa-Fx II 连接型阻滞钉，标准螺纹         | 55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$13 | 1193-10-20\$1193-10-22\$1193-10-25\$1193-10-27\$1193-10-          | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC49328 | Versa-Fx II 连接型阻滞钉，标准螺纹         | 55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$13 | 1193-10-20\$1193-10-22\$1193-10-25\$1193-10-27\$1193-10-          | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                    | 产品规格                                                                                                | 产品型号                                                                     | 生产企业                      | 挂网企业 |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| JC49329 | Versa-Fx II 连接型阻滞钉，标准螺纹 | 55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$13 | 1193-10-20\$1193-10-22\$1193-10-25\$1193-10-27\$1193-10-                 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）     |      |
| JC49330 | Versa-Fx II 连接型阻滞钉，标准螺纹 | 55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$13 | 1193-10-20\$1193-10-22\$1193-10-25\$1193-10-27\$1193-10-                 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）     |      |
| JC49331 | 无键压缩螺钉                  | 12. 7mm\$19mm\$24. 5mm\$31. 8mm\$38. 1mm\$44. 4mm\$50. 8mm                                          | 471162021900\$47116202000\$47116202100\$47116202200\$47116202300         | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）     |      |
| JC49332 | 无键压缩螺钉                  | 12. 7mm\$19mm\$24. 5mm\$31. 8mm\$38. 1mm\$44. 4mm\$50. 8mm                                          | 471162021900\$47116202000\$47116202100\$47116202200\$47116202300         | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）     |      |
| JC49333 | 无键压缩螺钉                  | 12. 7mm\$19mm\$24. 5mm\$31. 8mm\$38. 1mm\$44. 4mm\$50. 8mm                                          | 471162021900\$47116202000\$47116202100\$47116202200\$47116202300         | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）     |      |
| JC49334 | 无键压缩螺钉                  | 12. 7mm\$19mm\$24. 5mm\$31. 8mm\$38. 1mm\$44. 4mm\$50. 8mm                                          | 471162021900\$47116202000\$47116202100\$47116202200\$47116202300         | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）     |      |
| JC49335 | 无键压缩螺钉                  | 12. 7mm\$19mm\$24. 5mm\$31. 8mm\$38. 1mm\$44. 4mm\$50. 8mm                                          | 471162021900\$47116202000\$47116202100\$47116202200\$47116202300         | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）     |      |
| JC49336 | 无键压缩螺钉                  | 12. 7mm\$19mm\$24. 5mm\$31. 8mm\$38. 1mm\$44. 4mm\$50. 8mm                                          | 471162021900\$47116202000\$47116202100\$47116202200\$47116202300         | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）     |      |
| JC49337 | 无键压缩螺钉                  | 12. 7mm\$19mm\$24. 5mm\$31. 8mm\$38. 1mm\$44. 4mm\$50. 8mm                                          | 471162021900\$47116202000\$47116202100\$47116202200\$47116202300         | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）     |      |
| JC49338 | 无键压缩螺钉                  | 12. 7mm\$19mm\$24. 5mm\$31. 8mm\$38. 1mm\$44. 4mm\$50. 8mm                                          | 471162021900\$47116202000\$47116202100\$47116202200\$47116202300         | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）     |      |
| JC49339 | Sirus胫骨交锁髓内钉锁钉          | 3. 9mm Dia*24mm\$3. 9mm Dia*26mm\$3. 9mm Dia*28mm\$3. 9mm                                           | 02. 02100. 101\$02. 0210. 102\$02. 02100. 103\$02. 02100. 104\$02. 02100 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49340 | Sirus胫骨交锁髓内钉锁钉          | 3. 9mm Dia*24mm\$3. 9mm Dia*26mm\$3. 9mm Dia*28mm\$3. 9mm                                           | 02. 02100. 101\$02. 0210. 102\$02. 02100. 103\$02. 02100. 104\$02. 02100 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                                                     | 产品型号                                                                     | 生产企业                      | 挂网企业 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| JC49341 | Sirus胫骨交锁髓内钉锁钉 | 3.9mm Dia*24mm\$3.9mm<br>Dia*26mm\$3.9mm<br>Dia*28mm\$3.9mm                              | 02.02100.101\$02.0210<br>0.102\$02.02100.103\$0<br>2.02100.104\$02.02100 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49342 | Sirus股骨交锁髓内钉锁钉 | 4.9mm Dia*24mm\$4.9mm<br>Dia*26mm\$4.9mm<br>Dia*28mm\$4.9mm                              | 02.02149.024\$02.0214<br>9.026\$02.02149.028\$0<br>2.02149.030\$02.02149 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49343 | Sirus股骨交锁髓内钉锁钉 | 4.9mm Dia*24mm\$4.9mm<br>Dia*26mm\$4.9mm<br>Dia*28mm\$4.9mm                              | 02.02149.024\$02.0214<br>9.026\$02.02149.028\$0<br>2.02149.030\$02.02149 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49344 | Sirus股骨交锁髓内钉锁钉 | 4.9mm Dia*24mm\$4.9mm<br>Dia*26mm\$4.9mm<br>Dia*28mm\$4.9mm                              | 02.02149.024\$02.0214<br>9.026\$02.02149.028\$0<br>2.02149.030\$02.02149 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49345 | Sirus股骨交锁髓内钉锁钉 | 4.9mm Dia*24mm\$4.9mm<br>Dia*26mm\$4.9mm<br>Dia*28mm\$4.9mm                              | 02.02149.024\$02.0214<br>9.026\$02.02149.028\$0<br>2.02149.030\$02.02149 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49346 | Sirus股骨交锁髓内钉锁钉 | 4.9mm Dia*24mm\$4.9mm<br>Dia*26mm\$4.9mm<br>Dia*28mm\$4.9mm                              | 02.02149.024\$02.0214<br>9.026\$02.02149.028\$0<br>2.02149.030\$02.02149 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49347 | Sirus胫骨交锁髓内钉尾钉 | 0mm\$5mm\$10mm\$15mm\$20mm\$25mm                                                         | 02.02630.039\$02.0263<br>0.040\$02.02630.041\$0<br>2.02630.042\$02.02630 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49348 | Sirus胫骨交锁髓内钉尾钉 | 0mm\$5mm\$10mm\$15mm\$20mm\$25mm                                                         | 02.02630.039\$02.0263<br>0.040\$02.02630.041\$0<br>2.02630.042\$02.02630 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49349 | Sirus胫骨交锁髓内钉尾钉 | 0mm\$5mm\$10mm\$15mm\$20mm\$25mm                                                         | 02.02630.039\$02.0263<br>0.040\$02.02630.041\$0<br>2.02630.042\$02.02630 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49350 | Sirus胫骨交锁髓内钉主钉 | 8.3mm Dia* 24cm\$8.3mm Dia*<br>25.5cm\$8.3mm Dia* 27cm\$8.3mm<br>Dia* 28.5cm\$8.3mm Dia* | 02.02631.024\$02.0263<br>1.025\$02.02631.027\$0<br>2.02631.028\$02.02631 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49351 | Sirus胫骨交锁髓内钉主钉 | 8.3mm Dia* 24cm\$8.3mm Dia*<br>25.5cm\$8.3mm Dia* 27cm\$8.3mm<br>Dia* 28.5cm\$8.3mm Dia* | 02.02631.024\$02.0263<br>1.025\$02.02631.027\$0<br>2.02631.028\$02.02631 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49352 | Sirus胫骨交锁髓内钉主钉 | 8.3mm Dia* 24cm\$8.3mm Dia*<br>25.5cm\$8.3mm Dia* 27cm\$8.3mm<br>Dia* 28.5cm\$8.3mm Dia* | 02.02631.024\$02.0263<br>1.025\$02.02631.027\$0<br>2.02631.028\$02.02631 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                        | 产品型号                                                                     | 生产企业                      | 挂网企业 |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| JC49353 | Sirus股骨交锁髓内钉主钉   | 9.3mm Dia*28cm\$9.3mm<br>Dia*30cm\$9.3mm<br>Dia*32cm\$9.3mm | 02.02651.028\$02.0265<br>1.030\$02.02651.032\$0<br>2.02651.034\$02.02651 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49354 | Sirus股骨交锁髓内钉主钉   | 9.3mm Dia*28cm\$9.3mm<br>Dia*30cm\$9.3mm<br>Dia*32cm\$9.3mm | 02.02651.028\$02.0265<br>1.030\$02.02651.032\$0<br>2.02651.034\$02.02651 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49355 | Sirus股骨交锁髓内钉主钉   | 9.3mm Dia*28cm\$9.3mm<br>Dia*30cm\$9.3mm<br>Dia*32cm\$9.3mm | 02.02651.028\$02.0265<br>1.030\$02.02651.032\$0<br>2.02651.034\$02.02651 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49356 | Sirus股骨交锁髓内钉主钉   | 9.3mm Dia*28cm\$9.3mm<br>Dia*30cm\$9.3mm<br>Dia*32cm\$9.3mm | 02.02651.028\$02.0265<br>1.030\$02.02651.032\$0<br>2.02651.034\$02.02651 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49357 | Sirus股骨交锁髓内钉主钉   | 9.3mm Dia*28cm\$9.3mm<br>Dia*30cm\$9.3mm<br>Dia*32cm\$9.3mm | 02.02651.028\$02.0265<br>1.030\$02.02651.032\$0<br>2.02651.034\$02.02651 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49358 | Sirus股骨交锁髓内钉重建锁钉 | 6.5mm Dia*60mm\$6.5mm<br>Dia*65mm\$6.5mm<br>Dia*70mm\$6.5mm | 02.03100.061\$02.0310<br>0.062\$02.03100.063\$0<br>2.03100.064\$02.03100 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49359 | Sirus股骨交锁髓内钉重建锁钉 | 6.5mm Dia*60mm\$6.5mm<br>Dia*65mm\$6.5mm<br>Dia*70mm\$6.5mm | 02.03100.061\$02.0310<br>0.062\$02.03100.063\$0<br>2.03100.064\$02.03100 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49360 | Sirus股骨交锁髓内钉重建锁钉 | 6.5mm Dia*60mm\$6.5mm<br>Dia*65mm\$6.5mm<br>Dia*70mm\$6.5mm | 02.03100.061\$02.0310<br>0.062\$02.03100.063\$0<br>2.03100.064\$02.03100 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49361 | Sirus股骨交锁髓内钉尾钉   | 0mm\$5mm\$10mm\$15mm\$20mm\$25mm                            | 02.03650.095\$02.0365<br>0.096\$02.03650.097\$0<br>2.03650.098\$02.03650 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49362 | Sirus股骨交锁髓内钉尾钉   | 0mm\$5mm\$10mm\$15mm\$20mm\$25mm                            | 02.03650.095\$02.0365<br>0.096\$02.03650.097\$0<br>2.03650.098\$02.03650 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49363 | Sirus股骨交锁髓内钉尾钉   | 0mm\$5mm\$10mm\$15mm\$20mm\$25mm                            | 02.03650.095\$02.0365<br>0.096\$02.03650.097\$0<br>2.03650.098\$02.03650 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC49364 | Sirus股骨交锁髓内钉尾钉   | 0mm\$5mm\$10mm\$15mm\$20mm\$25mm                            | 02.03650.095\$02.0365<br>0.096\$02.03650.097\$0<br>2.03650.098\$02.03650 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                | 产品规格                                                                  | 产品型号                                                               | 生产企业                          | 挂网企业 |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| JC49365 | Sirus股骨交锁髓内钉尾钉      | 0mm\$5mm\$10mm\$15mm\$20mm\$25mm                                      | 02.03650.095\$02.03650.096\$02.03650.097\$02.03650.098\$02.03650   | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司）     |      |
| JC49366 | XIA3脊柱内固定系统-钛棒      | 直径6MM，长度150MM                                                         | 48232150                                                           | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC49367 | XIA3脊柱内固定系统-钛棒      | 直径6MM，长度150MM                                                         | 48232150                                                           | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC49368 | XIA3脊柱内固定系统-单面延展钉   | 直径5.5mm20mm\$ 直径5.5mm25mm\$ 直径5.5mm30mm\$ 直径5.5mm35mm\$ 直径5.5mm40mm\$ | 48233420\$48233425\$48233430\$48233435\$48233440\$48233445\$482335 | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC49369 | XIA3脊柱内固定系统-长臂单面延展钉 | 直径5.5mm20mm\$ 直径5.5mm25mm\$ 直径5.5mm30mm\$ 直径5.5mm35mm\$ 直径5.5mm40mm\$ | 48233420\$48233425\$48233430\$48233435\$48233440\$48233445\$482335 | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC49370 | 金属骨针                | 金属骨针 直径0.8、0.9、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9mm，长度 60mm 直径       | 锥刀 / 圆尾\$6900-0-0906\$6900-0-1106\$6900-0-                         | 德国奥特植入科技有限公司                  |      |
| JC49371 | 金属骨针                | 金属骨针直径0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9mm，长度            | 锥刀 / 圆尾\$6900-0-0910\$6900-0-1010\$6900-0-                         | 德国奥特植入科技有限公司                  |      |
| JC49372 | 金属骨针                | 金属骨针 直径0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9mm，长度           | 锥刀 / 圆尾\$6900-0-0915\$6900-0-1015\$6900-0-                         | 德国奥特植入科技有限公司                  |      |
| JC49373 | 金属骨针                | 金属骨针 直径0.8、0.9、1.0、1.1、1.2、1.3、1.4、1.5、1.6、1.7、1.8、1.9mm，长度           | 锥刀 / 圆尾\$6900-0-0931\$6900-0-1031\$6900-0-                         | 德国奥特植入科技有限公司                  |      |
| JC49410 | 6.0mm 钛制弧形固定杆       | 6.0mm 钛制弧形固定杆，35mm<br>\$6.0mm 钛制弧形固定杆，40mm<br>\$6.0mm 钛制弧形固定杆，50mm    | 04.620.135\$04.620.140\$04.620.150\$04.620.160\$04.620.170\$04.62  | 瑞士Synthes GmbH.               |      |
| JC49411 | 6.0mm 钛制弧形固定杆       | 6.0mm 钛制弧形固定杆，35mm<br>\$6.0mm 钛制弧形固定杆，40mm<br>\$6.0mm 钛制弧形固定杆，50mm    | 04.620.135\$04.620.140\$04.620.150\$04.620.160\$04.620.170\$04.62  | 瑞士Synthes GmbH.               |      |
| JC49412 | 6.0mm 钛制弧形固定杆       | 6.0mm 钛制弧形固定杆，35mm<br>\$6.0mm 钛制弧形固定杆，40mm<br>\$6.0mm 钛制弧形固定杆，50mm    | 04.620.135\$04.620.140\$04.620.150\$04.620.160\$04.620.170\$04.62  | 瑞士Synthes GmbH.               |      |

| 流水号     | 产品名称                                 | 产品规格                                                                  | 产品型号                                                               | 生产企业            | 挂网企业 |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| JC49413 | 6.0mm 钛制弧形固定杆                        | 6.0mm 钛制弧形固定杆, 35mm<br>\$6.0mm 钛制弧形固定杆, 40mm<br>\$6.0mm 钛制弧形固定杆, 50mm | 04.620.135\$04.620.140\$04.620.150\$04.620.160\$04.620.170\$04.62  | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC49414 | 6.0mm 钛制弧形固定杆                        | 6.0mm 钛制弧形固定杆, 35mm<br>\$6.0mm 钛制弧形固定杆, 40mm<br>\$6.0mm 钛制弧形固定杆, 50mm | 04.620.135\$04.620.140\$04.620.150\$04.620.160\$04.620.170\$04.62  | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC49415 | 6.0mm 钛制弧形固定杆                        | 6.0mm 钛制弧形固定杆, 35mm<br>\$6.0mm 钛制弧形固定杆, 40mm<br>\$6.0mm 钛制弧形固定杆, 50mm | 04.620.135\$04.620.140\$04.620.150\$04.620.160\$04.620.170\$04.62  | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC49416 | 6.0mm 钛制弧形固定杆                        | 6.0mm 钛制弧形固定杆, 35mm<br>\$6.0mm 钛制弧形固定杆, 40mm<br>\$6.0mm 钛制弧形固定杆, 50mm | 04.620.135\$04.620.140\$04.620.150\$04.620.160\$04.620.170\$04.62  | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC49417 | 6.0mm 钛制弧形固定杆                        | 6.0mm 钛制弧形固定杆, 35mm<br>\$6.0mm 钛制弧形固定杆, 40mm<br>\$6.0mm 钛制弧形固定杆, 50mm | 04.620.135\$04.620.140\$04.620.150\$04.620.160\$04.620.170\$04.62  | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC49430 | 4.0mm Pangea 钛制多轴向螺钉                 | 4.0mm Pangea 钛制多轴向螺钉, 螺纹长度 20mm \$4.0mm Pangea 钛制多轴向螺钉, 螺纹            | 04.620.420\$04.620.425\$04.620.428\$04.620.430\$04.620.432\$04.62  | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC49431 | 4.0mm Pangea 钛制多轴向螺钉                 | 4.0mm Pangea 钛制多轴向螺钉, 螺纹长度 20mm \$4.0mm Pangea 钛制多轴向螺钉, 螺纹            | 04.620.420\$04.620.425\$04.620.428\$04.620.430\$04.620.432\$04.62  | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC49438 | Pangea 钛制多轴向螺钉 (5.0mm, 6.0mm, 7.0mm) | 5.0mm Pangea 钛制多轴向螺钉, 螺纹长度 25mm \$5.0mm Pangea 钛制多轴向螺钉, 螺纹            | 04.620.525\$04.620.530\$04.620.535\$04.620.540\$04.620.545\$04.62  | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC49439 | Pangea 钛制多轴向螺钉 (5.0mm, 6.0mm, 7.0mm) | 5.0mm Pangea 钛制多轴向螺钉, 螺纹长度 25mm \$5.0mm Pangea 钛制多轴向螺钉, 螺纹            | 04.620.525\$04.620.530\$04.620.535\$04.620.540\$04.620.545\$04.62  | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC49452 | 钛制低切迹横向连接器, 用于 6.0mm 固定杆             | 钛制低切迹横向连接器, 15mm, 用于 6.0mm 固定杆\$钛制低切迹横向连接器, 18mm, 用于 6.0mm            | 497.791\$497.792\$497.793\$497.794                                 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC49453 | 钛制低切迹横向连接器 (可调长度), 用于 6.0mm 固定杆      | 钛制低切迹横向连接器, 25.5mm-30.5 mm, 用于 6.0mm 固定杆\$钛制低切迹横向连接器,                 | 497.795\$497.796\$04.620.203\$497.797\$04.620.204\$497.798\$04.620 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC49454 | 钛制低切迹横向连接器 (可调长度), 用于 6.0mm 固定杆      | 钛制低切迹横向连接器, 25.5mm-30.5 mm, 用于 6.0mm 固定杆\$钛制低切迹横向连接器,                 | 497.795\$497.796\$04.620.203\$497.797\$04.620.204\$497.798\$04.620 | 瑞士Synthes GmbH. |      |

| 流水号     | 产品名称                                  | 产品规格                                                                                     | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                                      | 挂网企业 |
|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC49461 | 钛制低切迹横向连接器（可<br>调长度），用于 6.0mm 固定<br>杆 | 钛制低切迹横向连接器，<br>25.5mm-30.5 mm，用于 6.0mm<br>固定杆\$钛制低切迹横向连接器，                               | 497.795\$497.796\$04.6<br>20.203\$497.797\$04.62<br>0.204\$497.798\$04.620 | 瑞士Synthes GmbH.                                                                           |      |
| JC49522 | 肱骨LC-DCP锁定接骨板                         | 2H 10*3mm\$3H 10*3mm\$4H<br>10*3mm\$5H 10*3mm\$6H<br>10*3mm\$7H 10*3mm\$8H               | 274110002\$274110003\$<br>274110004\$274110005\$<br>274110006\$274110007\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC49523 | 肱骨LC-DCP锁定接骨板                         | 2H 10*3mm\$3H 10*3mm\$4H<br>10*3mm\$5H 10*3mm\$6H<br>10*3mm\$7H 10*3mm\$8H               | 274110002\$274110003\$<br>274110004\$274110005\$<br>274110006\$274110007\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC49524 | 尺桡骨LC-DCP锁定接骨板                        | 4H\$5H\$6H\$7H\$8H\$9H\$10H\$11H\$12<br>H                                                | 274210004\$274210005\$<br>274210006\$274210007\$<br>274210008\$274210009\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC49525 | 尺桡骨LC-DCP锁定接骨板                        | 4H\$5H\$6H\$7H\$8H\$9H\$10H\$11H\$12<br>H                                                | 274210004\$274210005\$<br>274210006\$274210007\$<br>274210008\$274210009\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC49526 | 胫骨LC-DCP锁定接骨板                         | 5H 11.5*4mm\$6H 11.5*4mm\$7H<br>11.5*4mm\$8H 11.5*4mm\$9H<br>11.5*4mm\$10H 11.5*4mm\$11H | 274212005\$274212006\$<br>274212007\$274212008\$<br>274212009\$274212010\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC49527 | 胫骨LC-DCP锁定接骨板                         | 5H 11.5*4mm\$6H 11.5*4mm\$7H<br>11.5*4mm\$8H 11.5*4mm\$9H<br>11.5*4mm\$10H 11.5*4mm\$11H | 274212005\$274212006\$<br>274212007\$274212008\$<br>274212009\$274212010\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC49528 | 股骨LC-DCP锁定接骨板                         | 6H 16.5*4.8mm\$7H<br>16.5*4.8mm\$8H 16.5*4.8mm\$9H<br>16.5*4.8mm\$10H                    | 274216006\$274216007\$<br>274216008\$274216009\$<br>274216010\$274216011\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC49529 | 股骨LC-DCP锁定接骨板                         | 6H 16.5*4.8mm\$7H<br>16.5*4.8mm\$8H 16.5*4.8mm\$9H<br>16.5*4.8mm\$10H                    | 274216006\$274216007\$<br>274216008\$274216009\$<br>274216010\$274216011\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC49530 | 斜T型锁定接骨板                              | 3+3H\$3+4H\$3+5H\$3+6H                                                                   | 280100133\$280100134\$<br>280100135\$280100136\$<br>280100233\$280100234\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC49531 | 斜T型锁定接骨板                              | 3+3H\$3+4H\$3+5H\$3+6H                                                                   | 280100133\$280100134\$<br>280100135\$280100136\$<br>280100233\$280100234\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC49532 | 腓骨加压锁定接骨板                             | 4+3H\$4+4H\$4+5H                                                                         | 280100143\$280100144\$<br>280100145\$280100243\$<br>280100244\$280100245\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                    | 产品规格                                                             | 产品型号                                                               | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC49533 | 小T型锁定接骨板                | 3+3H\$3+4H\$3+5H\$3+6H\$3+7H\$3+8H\$4+3H\$4+4H\$4+5H\$4+6H\$4+8H | 280101133\$280101134\$280101135\$280101136\$280101137\$280101138\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49534 | 小T型锁定接骨板                | 3+3H\$3+4H\$3+5H\$3+6H\$3+7H\$3+8H\$4+3H\$4+4H\$4+5H\$4+6H\$4+8H | 280101133\$280101134\$280101135\$280101136\$280101137\$280101138\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49535 | 4.5胫骨远端内侧锁定接骨板          | 4H\$6H\$8H                                                       | 280103504\$280103506\$280103508\$380103504\$380103506\$380103508\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49536 | 4.5胫骨远端内侧锁定接骨板          | 4H\$6H\$8H                                                       | 280103504\$280103506\$280103508\$380103504\$380103506\$380103508\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49537 | 胫骨远端外侧锁定板               | 4H\$6H\$8H\$10H\$12H\$14H                                        | 280111104\$280111106\$280111108\$280111110\$280111112\$280111114\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49538 | 胫骨远端外侧锁定板               | 4H\$6H\$8H\$10H\$12H\$14H                                        | 280111104\$280111106\$280111108\$280111110\$280111112\$280111114\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49539 | 4.5胫骨远端内侧锁定接骨板          | 5H\$7H                                                           | 280120305\$280120307\$380120305\$380120307\$                       | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49540 | 4.5胫骨远端内侧锁定接骨板          | 5H\$7H                                                           | 280120305\$280120307\$380120305\$380120307\$                       | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49541 | Vortex系列专家级桡骨远端锁定板 (V小) | 3H\$5H\$7H                                                       | 280121103\$280121105\$280121107\$                                  | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49542 | 高尔夫锁定接骨板                | 5H\$7H\$9H\$11H\$13H                                             | 280200505\$280200507\$280200509\$280200511\$280200513\$280200605\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49543 | 高尔夫锁定接骨板                | 5H\$7H\$9H\$11H\$13H                                             | 280200505\$280200507\$280200509\$280200511\$280200513\$280200605\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49544 | 肱骨远端Y型锁定接骨板             | 3H\$4H\$5H                                                       | 280220103\$280220104\$280220105\$                                  | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |



| 流水号     | 产品名称                         | 产品规格                                                          | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC49545 | 肱骨远端Y型锁定接骨板                  | 3H\$4H\$5H                                                    | 280220103\$280220104\$<br>280220105;                                       | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49546 | 股骨近端锁定接骨板                    | 5H\$7H\$9H\$11H                                               | 280250305\$280250307\$<br>280250309\$280250311\$<br>280250405\$280250407\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49547 | 股骨近端锁定接骨板                    | 5H\$7H\$9H\$11H                                               | 280250305\$280250307\$<br>280250309\$280250311\$<br>280250405\$280250407\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49548 | 股骨远端锁定接骨板                    | 左 5H\$左7H\$左9H\$左11H\$左<br>13H; 右5H\$右7H\$右9H\$右11H\$右<br>13H | 280251105\$280251107\$<br>280251109\$280251111\$<br>280251113\$280251205\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49549 | 股骨远端锁定接骨板                    | 左 5H\$左7H\$左9H\$左11H\$左<br>13H; 右5H\$右7H\$右9H\$右11H\$右<br>13H | 280251105\$280251107\$<br>280251109\$280251111\$<br>280251113\$280251205\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49550 | 锁骨钩状锁定板                      | 左4H\$左5H\$左6H\$左7H; 右4H\$右<br>5H\$右6H\$右7H                    | 280263104\$280263105\$<br>280263106\$280263107\$<br>280263204\$280263205\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49551 | 锁骨钩状锁定板                      | 左4H\$左5H\$左6H\$左7H; 右4H\$右<br>5H\$右6H\$右7H                    | 280263104\$280263105\$<br>280263106\$280263107\$<br>280263204\$280263205\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49552 | 锁骨干锁定接骨板                     | 左8H\$左10H\$左12H; 右8H\$右<br>10H\$右12H                          | 280264108\$280264110\$<br>280264112\$280264208\$<br>280264210\$280264212   | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49553 | 锁骨干锁定接骨板                     | 左8H\$左10H\$左12H; 右8H\$右<br>10H\$右12H                          | 280264108\$280264110\$<br>280264112\$280264208\$<br>280264210\$280264212   | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49554 | 肱骨头锁定接骨板                     | 2H\$3H\$4H\$6H\$8H\$10H\$12H                                  | 280300302\$280300303\$<br>280300304\$280300306\$<br>280300308\$280300310\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49555 | 肱骨头锁定接骨板                     | 2H\$3H\$4H\$6H\$8H\$10H\$12H                                  | 280300302\$280300303\$<br>280300304\$280300306\$<br>280300308\$280300310\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC49556 | vortex系列专家级桡骨远端<br>锁定板 (V+中) | 3H\$5H\$7H                                                    | 280301103\$280301105\$<br>280301107                                        | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称                   | 产品规格                          | 产品型号                                                               | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC49557 | vortex系列专家级桡骨远端锁定板（V中） | 3H\$5H\$7H                    | 280301203\$280301205\$280301207                                    | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC49558 | 腓骨加压锁定接骨板              | 6H\$7H\$8H\$9H\$10H\$11H      | 280310106\$280310107\$280310108\$280310109\$280310110\$280310111\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC49559 | 股骨远端锁定接骨板              | 15H                           | 280906115\$280906215                                               | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC49560 | 股骨远端锁定接骨板              | 15H                           | 280906115\$280906215                                               | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC49561 | 肱骨远端Y型锁定接骨板            | 3H\$4H\$5H                    | 280909003\$280909004\$280909005                                    | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC49562 | 肱骨远端Y型锁定接骨板            | 3H\$4H\$5H                    | 280909003\$280909004\$280909005                                    | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC49563 | 跟骨锁定接骨板                | 5H*60mm\$7H*63mm\$9H*66mm     | 340322060\$340322063\$340322066\$280322060\$280322063\$280322066   | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC49564 | 跟骨锁定接骨板                | 5H*60mm\$7H*63mm\$9H*66mm     | 340322060\$340322063\$340322066\$280322060\$280322063\$280322066   | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC49565 | 鹰嘴锁定接骨板                | 2H\$4H\$6H\$8H\$10H\$12H\$14H | 380110102\$380110104\$380110106\$380110108\$380110110\$380110112\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC49566 | 鹰嘴锁定接骨板                | 2H\$4H\$6H\$8H\$10H\$12H\$14H | 380110102\$380110104\$380110106\$380110108\$380110110\$380110112\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC49567 | 3. 5桡骨远端内侧锁定板          | 4H\$6H\$8H\$10H\$12H\$14H     | 380111104\$380111106\$380111108\$380111110\$380111112\$380111114\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC49568 | 3. 5桡骨远端内侧锁定板          | 4H\$6H\$8H\$10H\$12H\$14H     | 380111104\$380111106\$380111108\$380111110\$380111112\$380111114\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |



| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                         | 产品型号    | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|------|--------------------------------------------------------------|---------|---------------|------|
| JC49581 | 复位钉  | D*L 6.0mm*25mm\$D*L<br>6.0mm*30mm\$D*L<br>6.0mm*35mm\$D*L    | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49582 | 复位钉  | D*L 6.0mm*25mm\$D*L<br>6.0mm*30mm\$D*L<br>6.0mm*35mm\$D*L    | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49583 | 单向钉  | D*L 6.0mm*25mm\$D*L<br>6.0mm*30mm\$D*L<br>6.0mm*35mm\$D*L    | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49584 | 变向钉  | D*L 6.0mm*25mm\$D*L<br>6.0mm*30mm\$D*L<br>6.0mm*35mm\$D*L    | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49585 | 单向钉  | D*L 6.0mm*25mm\$D*L<br>6.0mm*30mm\$D*L<br>6.0mm*35mm\$D*L    | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49586 | 复位钉  | D*L 6.0mm*25mm\$D*L<br>6.0mm*30mm\$D*L<br>6.0mm*35mm\$D*L    | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49587 | 单向钉  | D*L 6.0mm*25mm\$D*L<br>6.0mm*30mm\$D*L<br>6.0mm*35mm\$D*L    | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49588 | 变向钉  | D*L 6.0mm*25mm\$D*L<br>6.0mm*30mm\$D*L<br>6.0mm*35mm\$D*L    | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49589 | 单向钉  | D*L 6.0mm*25mm\$D*L<br>6.0mm*30mm\$D*L<br>6.0mm*35mm\$D*L    | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49590 | 变向钉  | D*L 6.0mm*25mm\$D*L<br>6.0mm*30mm\$D*L<br>6.0mm*35mm\$D*L    | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49591 | 变向钉  | D*L 6.25mm*25mm\$D*L<br>6.25mm*30mm\$D*L<br>6.25mm*35mm\$D*L | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49592 | 单向钉  | D*L 6.5mm*25mm\$D*L<br>6.5mm*30mm\$D*L<br>6.5mm*35mm\$D*L    | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                      | 产品型号    | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|------|-----------------------------------------------------------|---------|---------------|------|
| JC49593 | 复位钉  | D*L 6.5mm*25mm\$D*L<br>6.5mm*30mm\$D*L<br>6.5mm*35mm\$D*L | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49594 | 单向钉  | D*L 6.5mm*25mm\$D*L<br>6.5mm*30mm\$D*L<br>6.5mm*35mm\$D*L | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49595 | 变向钉  | D*L 6.5mm*25mm\$D*L<br>6.5mm*30mm\$D*L<br>6.5mm*35mm\$D*L | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49596 | 单向钉  | D*L 6.5mm*25mm\$D*L<br>6.5mm*30mm\$D*L<br>6.5mm*35mm\$D*L | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49597 | 变向钉  | D*L 6.5mm*25mm\$D*L<br>6.5mm*30mm\$D*L<br>6.5mm*35mm\$D*L | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49598 | 复位钉  | D*L 6.5mm*25mm\$D*L<br>6.5mm*30mm\$D*L<br>6.5mm*35mm\$D*L | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49599 | 单向钉  | D*L 6.5mm*25mm\$D*L<br>6.5mm*30mm\$D*L<br>6.5mm*35mm\$D*L | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49600 | 复位钉  | D*L 6.5mm*25mm\$D*L<br>6.5mm*30mm\$D*L<br>6.5mm*35mm\$D*L | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49601 | 复位钉  | D*L 6.5mm*25mm\$D*L<br>6.5mm*30mm\$D*L<br>6.5mm*35mm\$D*L | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49602 | 变向钉  | D*L 6.5mm*25mm\$D*L<br>6.5mm*30mm\$D*L<br>6.5mm*35mm\$D*L | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49603 | 变向钉  | D*L 7.0mm*25mm\$D*L<br>7.0mm*30mm\$D*L<br>7.0mm*35mm\$D*L | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49604 | 复位钉  | D*L 7.0mm*25mm\$D*L<br>7.0mm*30mm\$D*L<br>7.0mm*35mm\$D*L | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                      | 产品型号             | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------------|------|
| JC49605 | 单向钉  | D*L 7.0mm*25mm\$D*L<br>7.0mm*30mm\$D*L<br>7.0mm*35mm\$D*L | NDTLD-I          | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49606 | 单向钉  | D*L 7.0mm*25mm\$D*L<br>7.0mm*30mm\$D*L<br>7.0mm*35mm\$D*L | NDTLD-I          | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49607 | 变向钉  | 长度12mm\$长度14mm\$长度16mm\$<br>长度18mm                        | NDTLD-I直径: 3.5mm | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49608 | 变向钉  | 长度12mm\$长度14mm\$长度16mm\$<br>长度18mm                        | NDTLD-I直径: 3.5mm | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49609 | 变向钉  | 长度12mm\$长度14mm\$长度16mm\$<br>长度18mm                        | NDTLD-I直径: 3.5mm | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49610 | 变向钉  | 长度12mm\$长度14mm\$长度16mm\$<br>长度18mm                        | NDTLD-I直径: 3.5mm | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49611 | 变向钉  | 长度12mm\$长度14mm\$长度16mm\$<br>长度18mm                        | NDTLD-I直径: 3.5mm | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49612 | 变向钉  | 长度20mm\$长度22mm\$长度24mm\$<br>长度26mm\$长度28mm                | NDTLD-I直径: 3.5mm | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49613 | 变向钉  | 长度20mm\$长度22mm\$长度24mm\$<br>长度26mm\$长度28mm                | NDTLD-I直径: 3.5mm | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49614 | 变向钉  | 长度20mm\$长度22mm\$长度24mm\$<br>长度26mm\$长度28mm                | NDTLD-I直径: 3.5mm | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49615 | 变向钉  | 长度20mm\$长度22mm\$长度24mm\$<br>长度26mm\$长度28mm                | NDTLD-I直径: 3.5mm | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49616 | 变向钉  | 长度20mm\$长度22mm\$长度24mm\$<br>长度26mm\$长度28mm                | NDTLD-I直径: 3.5mm | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称  | 产品规格                               | 产品型号            | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|-------|------------------------------------|-----------------|---------------|------|
| JC49617 | 变向钉   | 长度30mm\$长度32mm\$长度34mm\$<br>长度36mm | NDTLD-I直径：3.5mm | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49618 | 变向钉   | 长度30mm\$长度32mm\$长度34mm\$<br>长度36mm | NDTLD-I直径：3.5mm | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49619 | 变向钉   | 长度30mm\$长度32mm\$长度34mm\$<br>长度36mm | NDTLD-I直径：3.5mm | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49620 | 变向钉   | 长度30mm\$长度32mm\$长度34mm\$<br>长度36mm | NDTLD-I直径：3.5mm | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49621 | 横向连接器 | D*H D:10, H:14                     | NDTLQ-I         | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49622 | 横向连接器 | D*H D:10, H:14                     | NDTLQ-I         | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49623 | 横向连接器 | D*H D:10, H:14                     | NDTLQ-I         | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49624 | 横向连接器 | D*H D:10, H:14                     | NDTLQ-I         | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49625 | 横向连接器 | D*H D:10, H:14                     | NDTLQ-I         | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49626 | 横向连接器 | D*H D:10, H:14                     | NDTLQ-I         | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49627 | 横向连接器 | D*H D:10, H:14                     | NDTLQ-I         | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49628 | 横向连接器 | D*H D:10, H:14                     | NDTLQ-I         | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称  | 产品规格                                                                                               | 产品型号                         | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|------|
| JC49629 | 横向连接器 | D*H D:10, H:14                                                                                     | NDTLQ-I                      | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49630 | 横向连接器 | D*H D:10, H:14                                                                                     | NDTLQ-I                      | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49631 | 横向连接器 | D*H D:10, H:14                                                                                     | NDTLQ-I                      | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49632 | 横向连接器 | D*H D:10, H:14                                                                                     | NDTLQ-I                      | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49633 | 横向连接器 | D*H D:10, H:14                                                                                     | NDTLQ-I                      | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49634 | 横向连接器 | D*H D:10, H:14                                                                                     | NDTLQ-I                      | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49635 | 横向连接器 | D*H D:10, H:14                                                                                     | NDTLQ-I                      | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49636 | 横向连接器 | D*H D:10, H:14                                                                                     | NDTLQ-I                      | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49637 | 横向连接器 | D*H D:10, H:14                                                                                     | NDTLQ-I                      | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49638 | 钛棒    | L=200\$L=210\$L=220\$L=230\$L=240\$L=250\$L=260\$L=270\$L=280\$L=290\$L=300\$L=310\$L=320\$L=330\$ | NDTYB- I D*L D规格: 5.5mm为一个规格 | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49639 | 钛棒    | L=30\$L=40\$L=50\$L=60\$L=70\$L=80\$L=90\$                                                         | NDTYB- I D*L D规格: 5.5mm为一个规格 | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49640 | 钛棒    | L=30\$L=40\$L=50\$L=60\$L=70\$L=80\$L=90\$                                                         | NDTYB- I D*L D规格: 5.5mm为一个规格 | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                                                               | 产品型号                              | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------|
| JC49641 | 钛棒   | L=30\$L=40\$L=50\$L=60\$L=70\$L=80\$L=90\$                                                         | NDTYB- I D*L D规格：<br>5.5mm为一个规格   | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49642 | 钛棒   | L=90\$L=100\$L=110\$L=120\$L=130\$L=140\$L=150\$L=160\$L=170\$L=180\$L=190                         | NDTYB- I D*L D规格：<br>5.5mm为一个规格   | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49643 | 钛棒   | L=90\$L=100\$L=110\$L=120\$L=130\$L=140\$L=150\$L=160\$L=170\$L=180\$L=190                         | NDTYB- I D*L D规格：<br>5.5mm为一个规格   | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49644 | 钛棒   | L=90\$L=100\$L=110\$L=120\$L=130\$L=140\$L=150\$L=160\$L=170\$L=180\$L=190                         | NDTYB- I D*L D规格：<br>5.5mm为一个规格   | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49645 | 钛棒   | L=90\$L=100\$L=110\$L=120\$L=130\$L=140\$L=150\$L=160\$L=170\$L=180\$L=190                         | NDTYB- I D*L D规格：<br>5.5mm为一个规格   | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49646 | 钛棒   | L=90\$L=100\$L=110\$L=120\$L=130\$L=140\$L=150\$L=160\$L=170\$L=180\$L=190                         | NDTYB- I D*L D规格：<br>5.5mm为一个规格   | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49647 | 钛棒   | L=90\$L=100\$L=110\$L=120\$L=130\$L=140\$L=150\$L=160\$L=170\$L=180\$L=190                         | NDTYB- I D*L D规格：<br>5.5mm为一个规格   | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49648 | 钛棒   | L=30\$L=40\$L=50\$L=60\$L=70\$L=80\$L=90\$                                                         | NDTYB- I D*L D规格：<br>直径3.5mm      | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49649 | 钛棒   | L=30\$L=40\$L=50\$L=60\$L=70\$L=80\$L=90\$                                                         | NDTYB- I D*L D规格：<br>直径3.5mm      | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49650 | 钛棒   | L=200\$L=210\$L=220\$L=230\$L=240\$L=250\$L=260\$L=270\$L=280\$L=290\$L=300\$L=310\$L=320\$L=330\$ | NDTYB- I D*L D规格：<br>直径3.5mm为一个规格 | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49651 | 钛棒   | L=200\$L=210\$L=220\$L=230\$L=240\$L=250\$L=260\$L=270\$L=280\$L=290\$L=300\$L=310\$L=320\$L=330\$ | NDTYB- I D*L D规格：<br>直径3.5mm为一个规格 | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC49652 | 钛棒   | L=90\$L=100\$L=110\$L=120\$L=130\$L=140\$L=150\$L=160\$L=170\$L=180\$L=190                         | NDTYB- I D*L D规格：<br>直径3.5mm为一个规格 | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                         | 产品规格                                                                       | 产品型号                                   | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------|
| JC49653 | 六角钛棒                         | L=30\$L=40\$L=50\$L=60\$L=70\$L=80\$L=90\$                                 | NDTYB-II D*L D规格：5.5mm为一个规格            | 北京天新福医疗器材有限公司           |      |
| JC49654 | 六角钛棒                         | L=90\$L=100\$L=110\$L=120\$L=130\$L=140\$L=150\$L=160\$L=170\$L=180\$L=190 | NDTYB-II D*L D规格：5.5mm为一个规格            | 北京天新福医疗器材有限公司           |      |
| JC49660 | 6.5mm锥形空心钉，22mm部分螺纹，不锈钢（灭菌装） | 74800060 6.5mm*60mm锥形空心钉，22mm部分螺纹，不锈钢（灭菌装） \$74800065                      | 74800060 6.5mm X 60mm锥形空心钉，22mm部分螺纹，不锈 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC49661 | PERI-LOC不锈钢缆线固定器             | 74800601 \$74800602                                                        | 74800601 \$74800602                    | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC50282 | 同种异体骨制品                      | 冻干松质骨粉                                                                     | F001                                   | 上海安久生物科技有限公司            |      |
| JC50283 | 同种异体骨制品                      | 冻干皮质骨粉                                                                     | F002                                   | 上海安久生物科技有限公司            |      |
| JC50284 | 同种异体骨制品                      | 冻干松质骨块                                                                     | K001                                   | 上海安久生物科技有限公司            |      |
| JC50285 | 同种异体骨制品                      | 冻干松质骨块                                                                     | K001                                   | 上海安久生物科技有限公司            |      |
| JC50286 | 同种异体骨制品                      | 冻干松皮质骨块                                                                    | K002                                   | 上海安久生物科技有限公司            |      |
| JC50287 | 同种异体骨制品                      | 冻干松皮质骨块                                                                    | K002                                   | 上海安久生物科技有限公司            |      |
| JC50288 | 同种异体骨制品                      | 冻干松皮质骨块                                                                    | K002                                   | 上海安久生物科技有限公司            |      |
| JC50289 | 同种异体骨制品                      | 冻干皮质骨块                                                                     | K003                                   | 上海安久生物科技有限公司            |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格    | 产品型号 | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|---------|---------|------|--------------|------|
| JC50290 | 同种异体骨制品 | 冻干皮质骨块  | K004 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50291 | 同种异体骨制品 | 冻干松质骨粒  | L001 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50292 | 同种异体骨   | 冻干松质骨粒  | L001 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50293 | 同种异体骨制品 | 冻干皮质骨粒  | L002 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50294 | 同种异体骨制品 | 冻干松皮质骨粒 | L003 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50295 | 同种异体骨制品 | 冻干松皮质骨粒 | L003 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50296 | 同种异体骨   | 冻干松皮质骨粒 | L003 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50297 | 同种异体骨   | 冻干松皮质骨粒 | L003 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50298 | 同种异体骨制品 | 冻干松皮质骨粒 | L003 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50299 | 同种异体骨制品 | 冻干松皮质骨粒 | L003 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50300 | 同种异体骨制品 | 冻干松皮质骨粒 | L003 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50301 | 同种异体骨制品 | 冻干松皮质骨粒 | L003 | 上海安久生物科技有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格    | 产品型号 | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|---------|---------|------|--------------|------|
| JC50302 | 同种异体骨   | 冻干松质骨条  | T001 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50303 | 同种异体骨制品 | 冻干松质骨条  | T001 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50304 | 同种异体骨   | 冻干松质骨条  | T001 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50305 | 同种异体骨制品 | 冻干松质骨条  | T001 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50306 | 同种异体骨制品 | 冻干松质骨条  | T001 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50307 | 同种异体骨   | 冻干松质骨条  | T001 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50308 | 同种异体骨   | 冻干松质骨条  | T001 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50309 | 同种异体骨   | 冻干皮质骨条  | T002 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50310 | 同种异体骨   | 冻干皮质骨条  | T002 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50311 | 同种异体骨制品 | 冻干皮质骨条  | T002 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50312 | 同种异体骨制品 | 冻干松皮质骨条 | T003 | 上海安久生物科技有限公司 |      |
| JC50313 | 同种异体骨制品 | 冻干松皮质骨条 | T003 | 上海安久生物科技有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格            | 产品型号  | 生产企业           | 挂网企业 |
|---------|---------|-----------------|-------|----------------|------|
| JC50314 | 同种异体骨制品 | 冻干松皮质骨条         | T003  | 上海安久生物科技有限公司   |      |
| JC50315 | 同种异体骨制品 | 冻干松皮质骨条         | T003  | 上海安久生物科技有限公司   |      |
| JC50316 | 同种异体骨   | 冻干松皮质骨条         | T003  | 上海安久生物科技有限公司   |      |
| JC50317 | 同种异体骨制品 | 冻干松皮质骨条         | T003  | 上海安久生物科技有限公司   |      |
| JC50318 | 同种异体骨制品 | 深冻异体骨           | 深冻股骨头 | 上海安久生物科技有限公司   |      |
| JC50342 | 骨诱导人工骨  | HT / C 10*10*20 | 骨块    | 四川大学生物材料工程研究中心 |      |
| JC50343 | 骨诱导人工骨  | HT / C 10*10*50 | 骨块    | 四川大学生物材料工程研究中心 |      |
| JC50344 | 骨诱导人工骨  | TH / C 10*10*20 | 骨块    | 四川大学生物材料工程研究中心 |      |
| JC50345 | 骨诱导人工骨  | TH / C 10*10*50 | 骨块    | 四川大学生物材料工程研究中心 |      |
| JC50346 | 骨诱导人工骨  | TH / P 1020     | 骨粒    | 四川大学生物材料工程研究中心 |      |
| JC50347 | 骨诱导人工骨  | TH / P 2040     | 骨粒    | 四川大学生物材料工程研究中心 |      |
| JC50348 | 骨诱导人工骨  | HT / C 4*4*40   | 骨条    | 四川大学生物材料工程研究中心 |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                         | 产品型号                                             | 生产企业           | 挂网企业 |
|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------|
| JC50349 | 骨诱导人工骨             | HT / C 5*5*20                                                | 骨条                                               | 四川大学生物材料工程研究中心 |      |
| JC50350 | 骨诱导人工骨             | HT / $\phi$ 6*50                                             | 骨条                                               | 四川大学生物材料工程研究中心 |      |
| JC50351 | 骨诱导人工骨             | TH / C 4*4*40                                                | 骨条                                               | 四川大学生物材料工程研究中心 |      |
| JC50352 | 骨诱导人工骨             | TH / C 5*5*20                                                | 骨条                                               | 四川大学生物材料工程研究中心 |      |
| JC50353 | 骨诱导人工骨             | TH / $\phi$ 6*50                                             | 骨条                                               | 四川大学生物材料工程研究中心 |      |
| JC50354 | 金属套筒接骨板（DHS动力髌钢板）  | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔 | YSQ22角度：<br>130° \$YSQ22角度<br>135° \$YSQ22角度140° | 苏州海欧斯医疗器械有限公司  |      |
| JC50355 | 金属套筒接骨板（DHS动力髌钢板）  | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔 | YSQ22角度：<br>130° \$YSQ22角度<br>135° \$YSQ22角度140° | 苏州海欧斯医疗器械有限公司  |      |
| JC50356 | 金属套筒接骨板（DHS动力髌钢板）  | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔 | YSQ22角度：<br>130° \$YSQ22角度<br>135° \$YSQ22角度140° | 苏州海欧斯医疗器械有限公司  |      |
| JC50357 | 金属套筒接骨板（DHS动力髌钢板）  | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔 | YSQ22角度：<br>130° \$YSQ22角度<br>135° \$YSQ22角度140° | 苏州海欧斯医疗器械有限公司  |      |
| JC50358 | 金属套筒接骨板（DHS动力髌钢板）  | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔 | YSQ22角度：<br>130° \$YSQ22角度<br>135° \$YSQ22角度140° | 苏州海欧斯医疗器械有限公司  |      |
| JC50359 | 金属套筒接骨板（DCS动力髌钢板）  | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔 | YSQ22角度：95° .                                    | 苏州海欧斯医疗器械有限公司  |      |
| JC50360 | 金属套筒接骨板（DCS动力髌定钢板） | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔 | YSQ22角度：95° .                                    | 苏州海欧斯医疗器械有限公司  |      |

| 流水号     | 产品名称                | 产品规格                                                                                 | 产品型号                                         | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|
| JC50361 | 金属套筒接骨板（DCS动力髁钢板）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔                         | YSQ22角度：95° .                                | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50362 | 金属套筒接骨板（DCS动力髁钢板）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔                         | YSQ22角度：95° .                                | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50363 | 金属套筒接骨板（DHS动力髁锁定钢板） | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔                         | YSQ22角度：130° \$YSQ22角度135° \$YSQ22角度140°     | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50364 | 金属套筒接骨板（DHS动力髁锁定钢板） | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔                         | YSQ22角度：130° \$YSQ22角度135° \$YSQ22角度140°     | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50373 | 带锁髓内钉（股骨重建带锁髓内钉尾钉）  | 长度：22.0，直径：13.0                                                                      | SDHX01                                       | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50374 | 带锁髓内钉（股骨重建带锁髓内钉尾钉）  | 长度：22.0mm 直径：13.0mm                                                                  | SDHX01                                       | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50375 | 带锁髓内钉（股骨重建带锁髓内钉）    | L=320\$L=330\$L=340\$L=350\$L=360\$L=370\$L=380\$L=390\$L=400\$L=410\$L=420\$L=430\$ | SDHX01直径：Φ9.0mm\$SDHX01直径：Φ9.5mm\$SDHX01直径：Φ | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50376 | 带锁髓内钉（股骨重建带锁髓内钉）    | L=320\$L=330\$L=340\$L=350\$L=360\$L=370\$L=380\$L=390\$L=400\$L=410\$L=420\$L=430\$ | SDHX01直径：Φ9.0mm\$SDHX01直径：Φ9.5mm\$SDHX01直径：Φ | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50377 | 带锁髓内钉（股骨重建带锁髓内钉锁钉）  | 锁钉长度10mm\$锁钉长度11mm\$锁钉长度12mm\$锁钉长度13mm\$锁钉长度14mm\$锁钉长度15mm\$锁钉长                      | SDHX01锁钉直径（mm）：3.0\$SDHX01锁钉直径3.5\$SDHX01锁钉  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50378 | 带锁髓内钉（股骨重建带锁髓内钉锁钉）  | 锁钉长度10mm\$锁钉长度11mm\$锁钉长度12mm\$锁钉长度13mm\$锁钉长度14mm\$锁钉长度15mm\$锁钉长                      | SDHX01锁钉直径（mm）：3.0\$SDHX01锁钉直径3.5\$SDHX01锁钉  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50379 | 带锁髓内钉（股骨重建带锁髓内钉锁钉）  | 长度10mm\$长度11mm\$长度12mm\$长度13mm\$长度14mm\$长度15mm\$长度16mm\$长度17mm\$长度18mm\$             | SDHX01直径：3.0\$SDHX01直径3.5\$SDHX01直径          | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50380 | 带锁髓内钉（股骨带锁髓内钉尾钉）    | 长度：16，直径：12                                                                          | SDHX02                                       | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                            | 产品型号                                         | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|
| JC50381 | 带锁髓内钉（股骨带锁髓内钉尾钉） | 长度：16，直径：12                                                     | SDHX02                                       | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50382 | 带锁髓内钉（股骨带锁髓内钉尾钉） | 长度：16mm 直径：12mm                                                 | SDHX02                                       | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50383 | 带锁髓内钉（股骨带锁髓内钉尾钉） | 长度：16mm 直径：12mm                                                 | SDHX02                                       | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50384 | 带锁髓内钉（股骨带锁髓内钉）   | 髓内钉长度280\$髓内钉长度290\$髓内钉长度300\$髓内钉长度310\$髓内钉长度320\$髓内钉长度330\$    | SDHX02髓内钉直径：Φ9\$SDHX02髓内钉直径Φ9.5\$SDHX02髓内钉直径 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50385 | 带锁髓内钉（股骨带锁髓内钉）   | 髓内钉长度280\$髓内钉长度290\$髓内钉长度300\$髓内钉长度310\$髓内钉长度320\$髓内钉长度330\$    | SDHX02髓内钉直径：Φ9\$SDHX02髓内钉直径Φ9.5\$SDHX02髓内钉直径 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50386 | 带锁髓内钉（股骨带锁髓内钉）   | 髓内钉长度280\$髓内钉长度290\$髓内钉长度300\$髓内钉长度310\$髓内钉长度320\$髓内钉长度330\$    | SDHX02髓内钉直径：Φ9\$SDHX02髓内钉直径Φ9.5\$SDHX02髓内钉直径 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50387 | 带锁髓内钉（股骨带锁髓内钉）   | 髓内钉长度280\$髓内钉长度290\$髓内钉长度300\$髓内钉长度310\$髓内钉长度320\$髓内钉长度330\$    | SDHX02髓内钉直径：Φ9\$SDHX02髓内钉直径Φ9.5\$SDHX02髓内钉直径 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50388 | 带锁髓内钉（股骨带锁髓内钉锁钉） | 锁定长度10mm\$锁定长度11mm\$锁定长度12mm\$锁定长度13mm\$锁定长度14mm\$锁定长度15mm\$锁定长 | SDHX02锁钉直径：3.0\$SDHX02锁钉直径：3.5\$SDHX02锁钉直径：  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50389 | 带锁髓内钉（股骨带锁髓内钉锁钉） | 锁定长度10mm\$锁定长度11mm\$锁定长度12mm\$锁定长度13mm\$锁定长度14mm\$锁定长度15mm\$锁定长 | SDHX02锁钉直径：3.0\$SDHX02锁钉直径：3.5\$SDHX02锁钉直径：  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50390 | 带锁髓内钉（股骨带锁髓内钉锁钉） | 锁定直径：3.0、3.5、4.0、4.3、4.5、5.0、6.5、7.0锁定长度：10—160mm 每1mm为一个规      | SDHX02                                       | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50391 | 金属解剖型接骨板（小斜T钢板）  | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                             | YSQ05                                        | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50392 | 金属解剖型接骨板（三叶钢板）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                             | YSQ06                                        | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称                | 产品规格                                | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------------|-------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50393 | 金属解剖型接骨板（三叶钢板）      | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSQ06 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50394 | 金属解剖型接骨板（三叶钢板）      | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSQ06 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50395 | 金属解剖型接骨板（腓骨解剖型钢板）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSQ11 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50396 | 金属解剖型接骨板（腓骨解剖型钢板）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSQ11 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50397 | 金属解剖型接骨板（肱骨近端钢板）    | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSQ32 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50398 | 金属解剖型接骨板（肱骨近端钢板）    | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSQ32 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50399 | 金属解剖型接骨板（肱骨近端钢板）    | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSQ32 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50400 | 金属解剖型接骨板（肱骨近端钢板）    | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSQ32 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50401 | 金属解剖型接骨板（腓骨解剖锁定型钢板） | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSZ11 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50402 | 金属解剖型接骨板（肱骨近端锁定钢板）  | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSZ32 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50403 | 金属解剖型接骨板（锁骨钩钢板）     | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSQ10 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50404 | 金属解剖型接骨板（腓骨解剖型钢板）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSQ11 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                                    | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50405 | 金属解剖型接骨板（小T型钢<br>板）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔<br>\$9孔\$10孔 | YSQ01 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50406 | 金属解剖型接骨板（小T型钢<br>板）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔<br>\$9孔\$10孔 | YSQ01 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50407 | 金属解剖型接骨板（小T型钢<br>板）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔<br>\$9孔\$10孔 | YSQ01 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50408 | 金属解剖型接骨板（小T型钢<br>板）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔<br>\$9孔\$10孔 | YSQ01 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50409 | 金属解剖型接骨板（小斜T钢<br>板）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔<br>\$9孔\$10孔 | YSQ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50410 | 金属解剖型接骨板（三叶钢<br>板）    | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔<br>\$9孔\$10孔 | YSQ06 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50411 | 金属解剖型接骨板（三叶钢<br>板）    | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔<br>\$9孔\$10孔 | YSQ06 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50412 | 金属解剖型接骨板（三叶钢<br>板）    | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔<br>\$9孔\$10孔 | YSQ06 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50413 | 金属解剖型接骨板（三叶钢<br>板）    | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔<br>\$9孔\$10孔 | YSQ06 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50414 | 金属解剖型接骨板（小T型定<br>钢板）  | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔<br>\$9孔\$10孔 | YSZ01 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50415 | 金属解剖型接骨板（小T型锁<br>定钢板） | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔<br>\$9孔\$10孔 | YSZ01 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50416 | 金属解剖型接骨板（三叶锁<br>定钢板）  | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔<br>\$9孔\$10孔 | YSZ06 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                | 产品规格                                                  | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50417 | 金属解剖型接骨板（锁骨钩钢板）     | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                   | YSQ10 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50418 | 金属解剖型接骨板（肱骨近端钢板）    | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                   | YSQ32 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50419 | 金属解剖型接骨板（肱骨近端钢板）    | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                   | YSQ32 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50420 | 金属解剖型接骨板（锁骨钩重建锁定钢板） | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                   | YSZ10 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50421 | 金属解剖型接骨板（腓骨解剖锁定型钢板） | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                   | YSZ11 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50422 | 金属解剖型接骨板（肱骨近端锁定型钢板） | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                   | YSZ32 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50423 | 金属解剖型接骨板（锁骨钩钢板）     | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右 | YSQ10 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50424 | 金属解剖型接骨板（锁骨钩钢板）     | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右 | YSQ10 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50425 | 金属解剖型接骨板（尺骨近端钢板）    | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右 | YSQ28 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50426 | 金属解剖型接骨板（尺骨近端钢板）    | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右 | YSQ28 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50427 | 金属解剖型接骨板（胫骨远端内侧接骨板） | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右 | YSQ33 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50428 | 金属解剖型接骨板（胫骨远端内侧接骨板） | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右 | YSQ33 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                | 产品规格                                                  | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50429 | 金属解剖型接骨板（三叶锁定钢板）    | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右 | YSZ06 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50430 | 金属解剖型接骨板（锁骨钩重建锁定钢板） | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右 | YSZ10 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50431 | 金属解剖型接骨板（尺骨近端锁定钢板）  | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右 | YSZ28 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50432 | 金属解剖型接骨板（肱骨远端锁定型钢板） | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右 | YSZ29 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50433 | 金属解剖型接骨板（小斜T钢板）     | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右 | YSQ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50434 | 金属解剖型接骨板（小斜T钢板）     | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右 | YSQ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50435 | 金属解剖型接骨板（小斜T钢板）     | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右 | YSZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50436 | 金属解剖型接骨板（小斜T钢板）     | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右 | YSZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50437 | 金属解剖型接骨板（尺骨近端钢板）    | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右 | YSQ28 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50438 | 金属解剖型接骨板（尺骨近端钢板）    | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右 | YSQ28 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50439 | 金属解剖型接骨板（肱骨远端钢板）    | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右 | YSQ29 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50440 | 金属解剖型接骨板（肱骨远端钢板）    | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右 | YSQ29 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                | 产品规格                                                         | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50441 | 金属解剖型接骨板（肱骨远端钢板）    | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右        | YSQ29 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50442 | 金属解剖型接骨板（胫骨远端内侧接骨板） | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右        | YSQ33 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50443 | 金属解剖型接骨板（胫骨远端内侧接骨板） | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右        | YSQ33 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50444 | 金属解剖型接骨板（尺骨近端钢锁定板）  | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右        | YSZ28 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50445 | 金属解剖型接骨板（肱骨远端锁定型钢板） | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右        | YSZ29 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50446 | 金属解剖型接骨板（腓骨远端钢板）    | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右 | YSQ34 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50447 | 金属解剖型接骨板（腓骨远端钢板）    | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右 | YSQ34 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50448 | 金属解剖型接骨板（腓骨远端锁定钢板）  | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右 | YSZ34 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50449 | 金属解剖型接骨板（腓骨远端钢板）    | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右 | YSQ34 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50450 | 金属解剖型接骨板（腓骨远端锁定钢板）  | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右 | YSZ34 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50451 | 金属解剖型接骨板（胫骨内侧钢板）    | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔 | YSQ08 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50452 | 金属解剖型接骨板（胫骨内侧钢板）    | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔 | YSQ08 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                | 产品规格                                                         | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50453 | 金属解剖型接骨板（胫骨内侧锁定钢板）  | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔 | YSZ08 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50454 | 金属解剖型接骨板（胫骨内侧钢板）    | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔 | YSQ08 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50455 | 金属解剖型接骨板（胫骨内侧钢板）    | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔 | YSQ08 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50456 | 金属解剖型接骨板（胫骨内侧锁定钢板）  | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔 | YSZ08 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50457 | 金属解剖型接骨板（肱骨解剖锁定型钢板） | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔 | YSZ12 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50458 | 金属解剖型接骨板（肱骨解剖型钢板）   | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右 | YSQ12 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50459 | 金属解剖型接骨板（肱骨解剖型钢板）   | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右 | YSQ12 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50460 | 金属解剖型接骨板（肱骨解剖型钢板）   | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右 | YSQ12 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50461 | 金属解剖型接骨板（肱骨解剖型钢板）   | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右 | YSQ12 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50462 | 金属解剖型接骨板（肱骨解剖锁定型钢板） | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右 | YSZ12 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50463 | 金属解剖型接骨板（肱骨解剖型钢板）   | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右 | YSQ12 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50464 | 金属解剖型接骨板（肱骨解剖型钢板）   | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右 | YSQ12 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                         | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50465 | 金属解剖型接骨板（肱骨解剖型钢板）  | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右 | YSQ12 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50466 | 金属解剖型接骨板（肱骨解剖型钢板）  | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右 | YSQ12 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50467 | 金属解剖型接骨板（肱骨解剖型钢板）  | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右 | YSQ12 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50468 | 金属解剖型接骨板（粗隆接骨板）    | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔                                   | YSQ23 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50469 | 金属解剖型接骨板（粗隆接骨板）    | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔                                   | YSQ23 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50470 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端钢板）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔                                   | YSQ24 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50471 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端钢板）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔                                   | YSQ24 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50472 | 金属解剖型接骨板（粗隆锁定接骨板）  | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔                                   | YSZ23 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50473 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端锁定钢板） | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔                                   | YSZ24 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50474 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端钢板）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔                                   | YSQ24 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50475 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端钢板）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔                                   | YSQ24 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50476 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端锁定钢板） | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔                                   | YSZ24 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                   | 产品规格                                     | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|------------------------|------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50477 | 金属解剖型接骨板（粗隆接骨板）        | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔               | YSQ23 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50478 | 金属解剖型接骨板（粗隆接骨板）        | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔               | YSQ23 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50479 | 金属解剖型接骨板（粗隆接骨板）        | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔               | YSQ23 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50480 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端钢板）       | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔               | YSQ24 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50481 | 金属解剖型接骨板（粗隆锁定接骨板）      | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔               | YSZ23 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50482 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端 I 型钢板）   | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右 | YSQ25 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50483 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端 I 型钢板）   | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右 | YSQ25 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50484 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端背侧钢板）     | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右 | YSQ26 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50485 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端背侧钢板）     | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右 | YSQ26 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50486 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端掌侧钢板）     | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右 | YSQ27 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50487 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端掌侧钢板）     | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右 | YSQ27 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50488 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端 I 型锁定钢板） | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右 | YSZ25 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称                   | 产品规格                                     | 产品型号         | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|------------------------|------------------------------------------|--------------|---------------|------|
| JC50489 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端掌、背侧锁定钢板） | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右 | YSZ26、 YSZ27 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50490 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端 I 型钢板）   | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右 | YSQ25        | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50491 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端 I 型钢板）   | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右 | YSQ25        | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50492 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端背侧钢板）     | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右 | YSQ26        | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50493 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端背侧钢板）     | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右 | YSQ26        | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50494 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端掌侧钢板）     | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右 | YSQ27        | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50495 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端掌侧钢板）     | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右 | YSQ27        | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50496 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端 I 型锁定钢板） | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右 | YSZ25        | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50497 | 金属解剖型接骨板（桡骨远端掌、背侧锁定钢板） | 2孔左右\$3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右 | YSZ26、YSZ27  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50498 | 金属解剖型接骨板（L型钢板）         | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔          | YSQ04        | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50499 | 金属解剖型接骨板（T型钢板）         | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔          | YSQ09        | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50500 | 金属解剖型接骨板（T型钢板）         | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔          | YSQ09        | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                 | 产品规格                            | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------------|---------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50501 | 金属解剖型接骨板（T型锁定钢板）     | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSZ09 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50502 | 金属解剖型接骨板（T型锁定钢板）     | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSZ09 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50503 | 金属解剖型接骨板（微T型钢<br>板）  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSQ02 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50504 | 金属解剖型接骨板（微T型钢<br>板）  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSQ02 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50505 | 金属解剖型接骨板（微L型钢<br>板）  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50506 | 金属解剖型接骨板（微L型钢<br>板）  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50507 | 金属解剖型接骨板（微L型钢<br>板）  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50508 | 金属解剖型接骨板（L型钢<br>板）   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSQ04 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50509 | 金属解剖型接骨板（L型钢<br>板）   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSQ04 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50510 | 金属解剖型接骨板（L型钢<br>板）   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSQ04 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50511 | 金属解剖型接骨板（L型锁定<br>钢板） | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSZ04 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50512 | 金属解剖型接骨板（L型锁定<br>钢板） | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | YSZ04 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                 | 产品规格                                                                  | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50513 | 金属解剖型接骨板（T型钢<br>板）   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔                                   | YSQ09 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50514 | 金属解剖型接骨板（T型钢<br>板）   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔                                   | YSQ09 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50515 | 金属解剖型接骨板（T型锁定<br>钢板） | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔                                   | YSZ09 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50516 | 金属解剖型接骨板（Y型钢<br>板）   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔\$11孔\$12孔                         | YSQ13 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50517 | 金属解剖型接骨板（Y型钢<br>板）   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔\$11孔\$12孔                         | YSQ13 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50518 | 金属解剖型接骨板（Y型锁定<br>钢板） | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔\$11孔\$12孔                         | YSZ13 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50519 | 金属解剖型接骨板（Y型钢<br>板）   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔\$11孔\$12孔                         | YSQ13 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50520 | 金属解剖型接骨板（Y型钢<br>板）   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔\$11孔\$12孔                         | YSQ13 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50521 | 金属解剖型接骨板（鹰咀钩<br>钢板）  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔\$11孔\$12孔                         | YSQ20 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50522 | 金属解剖型接骨板（鹰咀钩<br>钢板）  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔\$11孔\$12孔                         | YSQ20 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50523 | 金属解剖型接骨板（Y型锁定<br>钢板） | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔\$11孔\$12孔                         | YSZ13 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50524 | 金属解剖型接骨板（鹰咀钩<br>钢板）  | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔<br>左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右<br>\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ20 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                          | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50525 | 金属解剖型接骨板（鹰咀钩钢板）    | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ20 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50526 | 金属解剖型接骨板（鹰咀钩锁定钢板）  | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSZ20 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50527 | 金属解剖型接骨板（鹰咀钩锁定钢板）  | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSZ20 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50528 | 金属解剖型钢板（胫骨外侧钢板）    | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ21 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50529 | 金属解剖型接骨板（胫骨外侧钢板）   | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ21 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50530 | 金属解剖型接骨板（胫骨远端钢板）   | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ35 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50531 | 金属解剖型接骨板（胫骨远端钢板）   | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ35 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50532 | 金属解剖型接骨板（胫骨远端钢板）   | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ35 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50533 | 金属解剖型接骨板（胫骨远端解剖钢板） | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ36 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50534 | 金属解剖型接骨板（胫骨远端解剖钢板） | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ36 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50535 | 金属解剖型接骨板（胫骨远端解剖钢板） | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ36 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50536 | 金属解剖型接骨板（胫骨远端外侧钢板） | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ36 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                          | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50537 | 金属解剖型接骨板（胫骨外侧钢板）   | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ21 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50538 | 金属解剖型接骨板（胫骨外侧钢板）   | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ21 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50539 | 金属解剖型接骨板（胫骨远端钢板）   | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ35 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50540 | 金属解剖型接骨板（胫骨外侧锁定钢板） | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSZ21 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50541 | 金属解剖型接骨板（胫骨外侧锁定钢板） | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSZ21 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50542 | 金属解剖型接骨板（胫骨远端外侧钢板） | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ37 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50543 | 金属解剖型接骨板（胫骨远端外侧钢板） | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ37 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50544 | 金属解剖型接骨板（胫骨远端外侧钢板） | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ37 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50545 | 金属解剖型接骨板（胫骨远端外侧钢板） | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ37 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50546 | 金属解剖型接骨板（胫骨平台钢板）   | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ16 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50547 | 金属解剖型接骨板（胫骨平台钢板）   | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ16 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50548 | 金属解剖型接骨板（胫骨平台锁定钢板） | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSZ16 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                | 产品规格                                                          | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50549 | 金属解剖型接骨板（胫骨平台钢板）    | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ16 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50550 | 金属解剖型接骨板（胫骨平台钢板）    | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ16 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50551 | 金属解剖型接骨板（胫骨平台锁定钢板）  | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSZ16 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50552 | 金属解剖型接骨板（股骨远端内侧接骨板） | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ39 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50553 | 金属解剖型接骨板（股骨远端内侧接骨板） | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ39 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50554 | 金属解剖型接骨板（股骨远端内侧接骨板） | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ39 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50555 | 金属解剖型接骨板（股骨远端内侧接骨板） | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | YSQ39 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50556 | 金属解剖型接骨板（锁骨钢板）      | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左 | YSQ15 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50557 | 金属解剖型接骨板（锁骨钢板）      | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左 | YSQ15 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50558 | 金属解剖型接骨板（锁骨锁定钢板）    | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左 | YSZ15 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50559 | 金属解剖型接骨板（锁骨钢板）      | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左 | YSQ15 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50560 | 金属解剖型接骨板（锁骨钢板）      | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左 | YSQ15 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                                               | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50561 | 金属解剖型接骨板（锁骨锁定钢板）   | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左                      | YSZ15 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50562 | 金属解剖型接骨板（骨盆锁定钢板）   | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔 | YSZ07 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50563 | 金属解剖型接骨板（骨盆锁定钢板）   | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔 | YSZ07 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50564 | 金属解剖型接骨板（股骨近端钢板）   | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔 | YSQ17 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50565 | 金属解剖型接骨板（股骨近端钢板）   | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔 | YSQ17 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50566 | 金属解剖型接骨板（股骨近端钢板）   | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔 | YSQ17 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50567 | 金属解剖型接骨板（股骨近端锁定钢板） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔 | YSZ17 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50568 | 金属解剖型接骨板（股骨近端锁定钢板） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔 | YSZ17 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50569 | 金属解剖型接骨板（股骨远端钢板）   | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左                      | YSQ14 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50570 | 金属解剖型接骨板（股骨远端钢板）   | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左                      | YSQ14 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50571 | 金属解剖型接骨板（股骨远端解剖钢板） | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左                      | YSQ38 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50572 | 金属解剖型接骨板（股骨远端解剖钢板） | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左                      | YSQ38 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                 | 产品规格                                                          | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50573 | 金属解剖型接骨板（股骨近端外侧钢板）   | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左 | YSQ40 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50574 | 金属解剖型接骨板（股骨近端外侧钢板）   | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左 | YSQ40 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50575 | 金属解剖型接骨板（股骨近端外侧钢板）   | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左 | YSQ40 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50576 | 金属解剖型接骨板（股骨近端外侧钢板）   | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左 | YSQ40 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50577 | 金属解剖型接骨板（股骨远端锁定钢板）   | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左 | YSZ14 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50578 | 金属解剖型接骨板（股骨近端外侧锁定钢板） | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左 | YSZ40 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50579 | 金属解剖型接骨板（股骨近端外侧锁定钢板） | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左 | YSZ40 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50580 | 金属解剖型接骨板（股骨远端解剖钢板）   | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左 | YSQ38 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50581 | 金属解剖型接骨板（股骨远端钢板）     | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左 | YSQ14 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50582 | 金属解剖型接骨板（股骨远端钢板）     | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左 | YSQ14 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50583 | 金属解剖型接骨板（股骨近端钢板）     | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左 | YSQ17 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50584 | 金属解剖型接骨板（股骨远端解剖钢板）   | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左 | YSQ38 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                                            | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50585 | 金属解剖型接骨板（股骨远端锁定钢板） | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左                   | YSZ14 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50586 | 金属解剖型接骨板（骨盆钢板）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                                                                  | YSQ07 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50587 | 金属解剖型接骨板（骨盆钢板）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                                                                  | YSQ07 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50588 | 金属解剖型接骨板（骨盆钢板）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                                                                  | YSQ07 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50589 | 金属解剖型接骨板（骨盆钢板）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                                                                  | YSQ07 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50590 | 金属解剖型接骨板（肱骨远端内侧钢板） | 6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                     | YSQ30 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50591 | 金属解剖型接骨板（肱骨远端内侧钢板） | 6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                     | YSQ30 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50592 | 金属解剖型接骨板（肱骨远端内侧钢板） | 6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                     | YSQ30 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50593 | 金属解剖型接骨板（肱骨远端内侧钢板） | 6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                     | YSQ30 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50594 | 金属解剖型接骨板（跟骨钢板）     | 6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔\$22孔 | YSQ18 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50595 | 金属解剖型接骨板（跟骨钢板）     | 6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔\$22孔 | YSQ18 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50596 | 金属解剖型接骨板（跟骨钢板）     | 6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔\$22孔 | YSQ18 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                                            | 产品型号                               | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------|
| JC50597 | 金属解剖型接骨板（跟骨钢板）     | 6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔\$22孔 | YSQ18                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50598 | 金属解剖型接骨板（跟骨锁定钢板）   | 6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔\$22孔 | YSZ18                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50599 | 金属解剖型接骨板（跟骨锁定钢板）   | 6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔\$22孔 | YSZ18                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50600 | 金属解剖型接骨板（肱骨远端外侧钢板） | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔                   | YSQ31                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50601 | 金属解剖型接骨板（肱骨远端外侧钢板） | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔                   | YSQ31                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50602 | 金属解剖型接骨板（肱骨远端外侧钢板） | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔                   | YSQ31                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50603 | 金属解剖型接骨板（肱骨远端外侧钢板） | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔                   | YSQ31                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50604 | 金属解剖型接骨板（骨盆钢板）     | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔\$22孔         | YSQ07                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50605 | 金属解剖型接骨板（骨盆钢板）     | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔\$22孔         | YSQ07                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50606 | 金属解剖型接骨板（骨盆钢板）     | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔\$22孔         | YSQ07                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50607 | 金属解剖型接骨板（骨盆钢板）     | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔\$22孔         | YSQ07                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50608 | 加压螺钉（空心）钛合金        | JYD-K1\$JYD-K2Φ4.0\$JYD-K3\$JYD-K4                                              | JYD-K1\$JYD-K2Φ4.0\$JYD-K3\$JYD-K4 | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                                    | 产品型号                               | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------|
| JC50609 | 加压螺钉（空心）钛合金        | JYD-K1\$JYD-K2Φ4.0\$JYD-K3\$JYD-K4                                      | JYD-K1\$JYD-K2Φ4.0\$JYD-K3\$JYD-K4 | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC50610 | 带锁髓内钉（肱骨带锁髓内钉尾钉）   | 长度：12mm，直径： 8.0mm。                                                      | SDZX02                             | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50611 | 带锁髓内钉（肱骨带锁髓内钉尾钉）   | 长度：12mm，直径： 8.0mm。                                                      | SDZX02                             | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50612 | 带锁髓内钉（伽玛带锁髓内钉尾钉）   | 长度：18.0mm 直径： 13.0mm                                                    | SDJD03                             | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50613 | 带锁髓内钉（伽玛带锁髓内钉尾钉）   | 长度：18.0mm，直径： 13.0mm。                                                   | SDJD03                             | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50614 | 带锁髓内钉（胫骨带锁髓内钉尾钉）   | 长度：20 mm 直径：10mm                                                        | SDJD01                             | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50615 | 带锁髓内钉（PFNA带锁髓内钉尾钉） | 长度：20.0mm，直径：12.0mm\$<br>长度：20.0mm，直径：14.0mm\$<br>长度：25.0mm，直径：12.0mm\$ | SDJD02                             | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50616 | 带锁髓内钉（PFNA带锁髓内钉尾钉） | 长度：20.0mm，直径：12.0mm\$<br>长度：20.0mm，直径：14.0mm\$<br>长度：25.0mm，直径：12.0mm\$ | SDJD02                             | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50617 | 带锁髓内钉（胫骨带锁髓内钉尾钉）   | 长度：20mm，直径：10mm                                                         | SDJD01                             | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50618 | 带锁髓内钉（股骨倒置带锁髓内钉尾钉） | 长度：22，直径： 10.0                                                          | SDZX01                             | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50619 | 带锁髓内钉（股骨倒置带锁髓内钉尾钉） | 长度：22mm，直径： 10.0mm。                                                     | SDZX01                             | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50620 | 带锁髓内钉（股骨倒置带锁髓内钉）   | 直径：Φ9.0mm，长度：180mm\$<br>直径：Φ9.0mm，长度：190mm\$<br>直径：Φ9.0mm，长度：200mm\$    | SDZX01                             | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                    | 产品规格                                                                 | 产品型号                            | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------|
| JC50621 | 带锁髓内钉（股骨倒置带锁髓内钉）        | 直径：Φ9.0mm，长度：180mm\$<br>直径：Φ9.0mm，长度：190mm\$<br>直径：Φ9.0mm，长度：200mm\$ | SDZX01                          | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50622 | 带锁髓内钉（伽玛带锁髓内钉）          | 直径：Φ9.0mm，长度：180mm\$<br>直径：Φ9.0mm，长度：190mm\$<br>直径：Φ9.0mm，长度：200mm\$ | SDJD03                          | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50623 | 带锁髓内钉（伽玛带锁髓内钉）          | 直径：Φ9.0mm，长度：180mm\$<br>直径：Φ9.0mm，长度：190mm\$<br>直径：Φ9.0mm，长度：200mm\$ | SDJD03                          | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50624 | 金属解剖型接骨板（髌骨爪不锈钢）        | 大\$中\$小                                                              | YSQ19                           | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50625 | 金属解剖型接骨板（髌骨爪纯钛）         | 大\$中\$小                                                              | YSQ19                           | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50626 | 金属解剖型接骨板（髌骨爪纯钛）         | 大\$中\$小                                                              | YSQ19                           | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50627 | 金属解剖型接骨板（髌骨爪不锈钢）        | 大\$中\$小                                                              | YSQ19                           | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50628 | 垫圈（钛合金）                 | 垫圈孔直径：6.5\$垫圈孔直径：3.5\$垫圈孔直径：5.0                                      | 垫圈孔直径：6.5\$垫圈孔直径：3.5\$垫圈孔直径：5.0 | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC50629 | 金属解剖型接骨板（腓骨解剖型钢板）       | 腓骨远端骨折                                                               | YSQ11                           | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50630 | 金属解剖型接骨板（胫骨远端内、外侧锁定钢板）  | 内侧2孔左右\$内侧3孔左右\$内侧4孔左右\$内侧5孔左右\$内侧6孔左右\$内侧7孔左右\$内侧8孔左右               | YSZ33\$YSZ37                    | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50631 | 金属解剖型接骨板（肱骨远端内、外侧锁定型钢板） | 内侧6孔\$内侧7孔\$内侧8孔\$内侧9孔\$内侧10孔\$内侧11孔\$内侧12孔\$内侧13孔\$内侧14孔\$内侧15      | YSZ30\$YSZ31                    | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50632 | 金属解剖型接骨板（胫骨远端内外侧锁定接骨板）  | 内侧2孔左右\$内侧3孔左右\$内侧4孔左右\$内侧5孔左右\$内侧6孔左右\$内侧7孔左右\$内侧8孔左右               | 内侧YSZ33\$外侧YSZ37                | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                    | 产品规格                                                                 | 产品型号             | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------|
| JC50633 | 金属解剖型接骨板（肱骨远端内侧、外侧锁定钢板） | 内侧6孔\$内侧7孔\$内侧8孔\$内侧9孔\$内侧10孔\$内侧11孔\$内侧12孔\$内侧13孔\$内侧14孔\$内侧15      | 内侧YSZ30\$外侧YSZ31 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50634 | 带锁髓内钉（肱骨带锁髓内钉）          | 直径：Φ7.0mm，长度：180mm\$<br>直径：Φ7.0mm，长度：190mm\$<br>直径：Φ7.0mm，长度：200mm\$ | SDZX02           | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50635 | 带锁髓内钉（肱骨带锁髓内钉）          | 直径：Φ7.0mm，长度：180mm\$<br>直径：Φ7.0mm，长度：190mm\$<br>直径：Φ7.0mm，长度：200mm\$ | SDZX02           | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50636 | 带锁髓内钉（PFNA带锁髓内钉）        | 直径：Φ9.0mm，长度：180mm\$<br>直径：Φ9.0mm，长度：190mm\$<br>直径：Φ9.0mm，长度：200mm\$ | SDJD02           | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50637 | 带锁髓内钉（PFNA带锁髓内钉）        | 直径：Φ9.0mm，长度：180mm\$<br>直径：Φ9.0mm，长度：190mm\$<br>直径：Φ9.0mm，长度：200mm\$ | SDJD02           | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50638 | 带锁髓内钉（胫骨带锁髓内钉）          | 直径：Φ8，长度：220mm\$直径：Φ8，长度：230mm\$直径：Φ8，长度：240mm\$直径：Φ8，               | SDJD01           | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50639 | 带锁髓内钉（胫骨带锁髓内钉）          | 直径：Φ8，长度：220mm\$直径：Φ8，长度：230mm\$直径：Φ8，长度：240mm\$直径：Φ8，               | SDJD01           | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50640 | 带锁髓内钉（胫骨带锁髓内钉锁钉）        | 锁定直径：3.0mm\$锁定长度：10mm\$锁定直径：3.0mm\$锁定长度：11mm\$锁定直径：3.0mm\$锁          | SDJD01           | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50641 | 带锁髓内钉（肱骨带锁髓内钉锁钉）        | 锁定直径：3.0mm\$锁定长度：10mm\$锁定直径：3.0mm\$锁定长度：11mm\$锁定直径：3.0mm\$锁          | SDZX02           | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50642 | 带锁髓内钉（肱骨带锁髓内钉锁钉）        | 锁定直径：3.0mm\$锁定长度：10mm\$锁定直径：3.0mm\$锁定长度：11mm\$锁定直径：3.0mm\$锁          | SDZX02           | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50643 | 带锁髓内钉（PFNA带锁髓内钉锁钉）      | 锁钉直径：5.0mm，锁钉长度：10mm\$锁钉直径：5.0mm，锁钉长度：11mm\$锁钉直径：5.0mm，锁             | SDJD02           | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50644 | 带锁髓内钉（PFNA带锁髓内钉锁钉）      | 锁定直径：3.0mm\$锁定长度：10mm\$锁定直径：3.0mm\$锁定长度：11mm\$锁定直径：3.0mm\$锁          | SDJD02           | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                    | 产品规格                                                          | 产品型号                 | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------|
| JC50645 | 带锁髓内钉（肱骨带锁髓内钉锁钉）        | 锁定直径：3.0mm\$锁定长度：10mm\$锁定直径：3.0mm\$锁定长度：11mm\$锁定直径：3.0mm\$锁   | SDZX02               | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50646 | 带锁髓内钉（PFNA带锁髓内钉锁钉）      | 锁钉直径：5.0mm，锁钉长度：10mm\$锁钉直径：5.0mm，锁钉长度：11mm\$锁钉直径：5.0mm，锁      | SDJD02               | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50647 | 带锁髓内钉（胫骨带锁髓内钉锁定）        | 锁定直径：3.0mm\$锁定长度：10mm\$锁定直径：3.0mm\$锁定长度：11mm\$锁定直径：3.0mm\$锁   | SDJD01               | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50648 | 带锁髓内钉（股骨带锁髓内钉锁钉）        | 锁定直径：3.0mm\$锁定长度：10mm\$锁定直径：3.0mm\$锁定长度：11mm\$锁定直径：3.0mm\$锁   | SDHX02               | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50649 | 带锁髓内钉（肱骨带锁髓内钉锁钉）        | 锁定直径：5.0，锁定长度：10mm\$锁定直径：5.0，锁定长度：11mm\$锁定直径：5.0，锁定           | SDZX02               | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50650 | 带锁髓内钉（肱骨带锁髓内钉锁钉）        | 锁定直径：5.0，锁定长度：10mm\$锁定直径：5.0，锁定长度：11mm\$锁定直径：5.0，锁定           | SDZX02               | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50651 | 带锁髓内钉（肱骨带锁髓内钉锁钉）        | 锁定直径：5.0，锁定长度：10mm\$锁定直径：5.0，锁定长度：11mm\$锁定直径：5.0，锁定           | SDZX02               | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50652 | 金属解剖型接骨板（胫骨远端、远端解剖锁定钢板） | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | 远端YSZ35\$远端解剖YSZ36   | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50653 | 金属解剖型接骨板（胫骨远端、远端解剖锁定钢板） | 3孔左右\$4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右 | 远端YSZ35\$远端解剖YSZ36   | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50654 | 金属解剖型接骨板（股骨远端解剖、内侧锁定钢板） | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左 | 远端解剖YSZ38\$远端内侧YSZ39 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50655 | 金属解剖型接骨板（股骨远端解剖、内侧锁定钢板） | 4孔左右\$5孔左右\$6孔左右\$7孔左右\$8孔左右\$9孔左右\$10孔左右\$11孔左右\$12孔左右\$13孔左 | 远端解剖YSZ38\$远端内侧YSZ39 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50656 | 带锁髓内钉（股骨倒置带锁髓内钉锁钉）      | 直径：3.0，长度：10mm\$直径：3.0，长度：11mm\$直径：3.0，长度：12mm\$直径：3.0，长度：    | SDZX01               | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                         | 产品型号                                    | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|------|
| JC50657 | 带锁髓内钉（伽玛带锁髓内钉锁钉）   | 直径：3.0，长度：10mm\$直径：3.0，长度：11mm\$直径：3.0，长度：12mm\$直径：3.0，长度：   | SDJD03                                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50658 | 带锁髓内钉（PFNA带锁髓内钉锁钉） | 直径：3.0，长度：10mm\$直径：3.0，长度：11mm\$直径：3.0，长度：12mm\$直径：3.0，长度：   | SDJD02                                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50659 | 带锁髓内钉（伽玛带锁髓内钉锁钉）   | 直径：3.0，长度：10mm\$直径：3.0，长度：11mm\$直径：3.0，长度：12mm\$直径：3.0，长度：   | SDJD03                                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50660 | 带锁髓内钉（股骨倒置带锁髓内钉锁钉） | 直径：3.0，长度：10mm\$直径：3.0，长度：11mm\$直径：3.0，长度：12mm\$直径：3.0，长度：   | SDZX01                                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50661 | 带锁髓内钉（股骨倒置带锁髓内钉锁钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | SDZX01                                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50662 | 带锁髓内钉（伽玛带锁髓内钉锁钉）   | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | SDJD03                                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50663 | 带锁髓内钉（伽玛带锁髓内钉锁钉）   | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | SDJD03                                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50664 | 带锁髓内钉（伽玛带锁髓内钉锁钉）   | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | SDJD03                                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50665 | 带锁髓内钉（股骨倒置带锁髓内钉锁钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | SDZX01                                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50676 | EASYS横联杆           | 长度40mm\$长度50mm\$长度60mm\$长度80mm\$长度100mm                      | 12BT40\$12BT50\$12BT60\$12BT80\$12BT100 | 法国SCIENT`X    |      |
| JC50677 | EASYS横联杆           | 长度40mm\$长度50mm\$长度60mm\$长度80mm\$长度100mm                      | 12BT40\$12BT50\$12BT60\$12BT80\$12BT100 | 法国SCIENT`X    |      |
| JC50678 | EASYS跨锁            | 12DLT01                                                      | 12DLT01                                 | 法国SCIENT`X    |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格                                                                | 产品型号                                        | 生产企业       | 挂网企业 |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|------|
| JC50679 | EASYS跨锁 | 12DLT01                                                             | 12DLT01                                     | 法国SCIENT`X |      |
| JC50680 | ROD / 棒 | 直径5.5mm长度45mm\$直径5.5mm长度55mm\$直径5.5mm长度65mm\$直径5.5mm长度75mm\$直径5.5mm | 12TG55-045\$12TG55-055\$12TG55-065\$12TG55- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50681 | ROD / 棒 | 直径5.5mm长度45mm\$直径5.5mm长度55mm\$直径5.5mm长度65mm\$直径5.5mm长度75mm\$直径5.5mm | 12TG55-045\$12TG55-055\$12TG55-065\$12TG55- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50682 | ROD / 棒 | 直径5.5mm长度45mm\$直径5.5mm长度55mm\$直径5.5mm长度65mm\$直径5.5mm长度75mm\$直径5.5mm | 12TG55-045\$12TG55-055\$12TG55-065\$12TG55- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50683 | ROD / 棒 | 直径5.5mm长度45mm\$直径5.5mm长度55mm\$直径5.5mm长度65mm\$直径5.5mm长度75mm\$直径5.5mm | 12TG55-045\$12TG55-055\$12TG55-065\$12TG55- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50684 | ROD / 棒 | 直径5.5mm长度45mm\$直径5.5mm长度55mm\$直径5.5mm长度65mm\$直径5.5mm长度75mm\$直径5.5mm | 12TG55-045\$12TG55-055\$12TG55-065\$12TG55- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50685 | ROD / 棒 | 直径5.5mm长度45mm\$直径5.5mm长度55mm\$直径5.5mm长度65mm\$直径5.5mm长度75mm\$直径5.5mm | 12TG55-045\$12TG55-055\$12TG55-065\$12TG55- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50686 | ROD / 棒 | 直径：5.5mm长度：95mm\$直径：5.5mm长度：110mm                                   | 12TG55-095\$12TG55-110                      | 法国SCIENT`X |      |
| JC50687 | ROD / 棒 | 直径：5.5mm长度：95mm\$直径：5.5mm长度：110mm                                   | 12TG55-095\$12TG55-110                      | 法国SCIENT`X |      |
| JC50688 | ROD / 棒 | 直径：5.5mm长度：95mm\$直径：5.5mm长度：110mm                                   | 12TG55-095\$12TG55-110                      | 法国SCIENT`X |      |
| JC50689 | ROD / 棒 | 直径：5.5mm长度：95mm\$直径：5.5mm长度：110mm                                   | 12TG55-095\$12TG55-110                      | 法国SCIENT`X |      |
| JC50690 | ROD / 棒 | 直径：5.5mm长度：95mm\$直径：5.5mm长度：110mm                                   | 12TG55-095\$12TG55-110                      | 法国SCIENT`X |      |



| 流水号     | 产品名称    | 产品规格                                                                  | 产品型号                                                   | 生产企业       | 挂网企业 |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|------|
| JC50691 | ROD / 棒 | 直径：5.5mm长度：95mm\$直径：<br>5.5mm长度：110mm                                 | 12TG55-095\$12TG55-<br>110                             | 法国SCIENT`X |      |
| JC50692 | ROD / 棒 | 直径：5.5mm长度：95mm\$直径：<br>5.5mm长度：110mm                                 | 12TG55-095\$12TG55-<br>110                             | 法国SCIENT`X |      |
| JC50693 | ROD / 棒 | 直径5.5mm长度130mm\$直径：<br>5.5mm长度：150mm\$直径：5.5mm<br>长度：170mm\$直径：5.5mm长 | 12TG55-130\$12TG55-<br>150\$12TG55-<br>170\$12TG55-190 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50694 | ROD / 棒 | 直径5.5mm长度130mm\$直径：<br>5.5mm长度：150mm\$直径：5.5mm<br>长度：170mm\$直径：5.5mm长 | 12TG55-130\$12TG55-<br>150\$12TG55-<br>170\$12TG55-190 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50695 | ROD / 棒 | 直径5.5mm长度130mm\$直径：<br>5.5mm长度：150mm\$直径：5.5mm<br>长度：170mm\$直径：5.5mm长 | 12TG55-130\$12TG55-<br>150\$12TG55-<br>170\$12TG55-190 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50696 | ROD / 棒 | 直径5.5mm长度130mm\$直径：<br>5.5mm长度：150mm\$直径：5.5mm<br>长度：170mm\$直径：5.5mm长 | 12TG55-130\$12TG55-<br>150\$12TG55-<br>170\$12TG55-190 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50697 | ROD / 棒 | 直径5.5mm长度130mm\$直径：<br>5.5mm长度：150mm\$直径：5.5mm<br>长度：170mm\$直径：5.5mm长 | 12TG55-130\$12TG55-<br>150\$12TG55-<br>170\$12TG55-190 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50698 | ROD / 棒 | 直径5.5mm长度130mm\$直径：<br>5.5mm长度：150mm\$直径：5.5mm<br>长度：170mm\$直径：5.5mm长 | 12TG55-130\$12TG55-<br>150\$12TG55-<br>170\$12TG55-190 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50699 | ROD / 棒 | 直径5.5mm长度210mm\$直径：<br>5.5mm长度：230mm                                  | 12TG55-210\$12TG55-<br>230                             | 法国SCIENT`X |      |
| JC50700 | ROD / 棒 | 直径5.5mm长度210mm\$直径：<br>5.5mm长度：230mm                                  | 12TG55-210\$12TG55-<br>230                             | 法国SCIENT`X |      |
| JC50701 | ROD / 棒 | 直径5.5mm长度210mm\$直径：<br>5.5mm长度：230mm                                  | 12TG55-210\$12TG55-<br>230                             | 法国SCIENT`X |      |
| JC50702 | ROD / 棒 | 直径5.5mm长度210mm\$直径：<br>5.5mm长度：230mm                                  | 12TG55-210\$12TG55-<br>230                             | 法国SCIENT`X |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                                  | 产品型号                                                | 生产企业       | 挂网企业 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|------|
| JC50703 | ROD / 棒        | 直径5.5mm长度210mm\$直径：<br>5.5mm长度：230mm                                  | 12TG55-210\$12TG55-<br>230                          | 法国SCIENT`X |      |
| JC50704 | ROD / 棒        | 直径5.5mm长度210mm\$直径：<br>5.5mm长度：230mm                                  | 12TG55-210\$12TG55-<br>230                          | 法国SCIENT`X |      |
| JC50705 | ROD / 棒        | 直径5.5mm长度240mm\$直径：<br>5.5mm长度：270mm\$直径：5.5mm<br>长度：300mm\$直径：5.5mm长 | 12TG55-240\$12TG55-<br>270\$12TG55-<br>300\$12TG55- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50706 | ROD / 棒        | 直径5.5mm长度240mm\$直径：<br>5.5mm长度：270mm\$直径：5.5mm<br>长度：300mm\$直径：5.5mm长 | 12TG55-240\$12TG55-<br>270\$12TG55-<br>300\$12TG55- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50707 | ROD / 棒        | 直径5.5mm长度240mm\$直径：<br>5.5mm长度：270mm\$直径：5.5mm<br>长度：300mm\$直径：5.5mm长 | 12TG55-240\$12TG55-<br>270\$12TG55-<br>300\$12TG55- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50708 | ROD / 棒        | 直径5.5mm长度240mm\$直径：<br>5.5mm长度：270mm\$直径：5.5mm<br>长度：300mm\$直径：5.5mm长 | 12TG55-240\$12TG55-<br>270\$12TG55-<br>300\$12TG55- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50709 | ROD / 棒        | 直径5.5mm长度240mm\$直径：<br>5.5mm长度：270mm\$直径：5.5mm<br>长度：300mm\$直径：5.5mm长 | 12TG55-240\$12TG55-<br>270\$12TG55-<br>300\$12TG55- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50710 | ROD / 棒        | 直径5.5mm长度240mm\$直径：<br>5.5mm长度：270mm\$直径：5.5mm<br>长度：300mm\$直径：5.5mm长 | 12TG55-240\$12TG55-<br>270\$12TG55-<br>300\$12TG55- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50711 | Low Profile动态棒 | L110mm\$L130mm\$L150mm                                                | 12TGN55-110\$12TGN55-<br>130\$12TGN55-150           | 法国SCIENT`X |      |
| JC50712 | Low Profile动态棒 | L110mm\$L130mm\$L150mm                                                | 12TGN55-110\$12TGN55-<br>130\$12TGN55-150           | 法国SCIENT`X |      |
| JC50713 | Low Profile动态棒 | L110mm\$L130mm\$L150mm                                                | 12TGN55-110\$12TGN55-<br>130\$12TGN55-150           | 法国SCIENT`X |      |
| JC50714 | Low Profile动态棒 | L110mm\$L130mm\$L150mm                                                | 12TGN55-110\$12TGN55-<br>130\$12TGN55-150           | 法国SCIENT`X |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                              | 产品型号                                            | 生产企业       | 挂网企业 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------|------|
| JC50715 | Lowprfile动态棒   | L200mm\$L250mm\$L300mm\$L350mm\$L400mm            | 12TGN55-200\$12TGN55-250\$12TGN55-300\$12TGN55- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50716 | Lowprfile动态棒   | L200mm\$L250mm\$L300mm\$L350mm\$L400mm            | 12TGN55-200\$12TGN55-250\$12TGN55-300\$12TGN55- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50717 | Lowprfile动态棒   | L200mm\$L250mm\$L300mm\$L350mm\$L400mm            | 12TGN55-200\$12TGN55-250\$12TGN55-300\$12TGN55- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50718 | Lowprfile动态棒   | L200mm\$L250mm\$L300mm\$L350mm\$L400mm            | 12TGN55-200\$12TGN55-250\$12TGN55-300\$12TGN55- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50719 | Low Profile动态棒 | L50mm\$L55mm\$L65mm\$L75mm\$L85mm                 | 12TGN55-50\$12TGN55-55\$12TGN55-65\$12TGN55-    | 法国SCIENT`X |      |
| JC50720 | Low Profile动态棒 | L50mm\$L55mm\$L65mm\$L75mm\$L85mm                 | 12TGN55-50\$12TGN55-55\$12TGN55-65\$12TGN55-    | 法国SCIENT`X |      |
| JC50721 | Low Profile动态棒 | L50mm\$L55mm\$L65mm\$L75mm\$L85mm                 | 12TGN55-50\$12TGN55-55\$12TGN55-65\$12TGN55-    | 法国SCIENT`X |      |
| JC50722 | Low Profile动态棒 | L50mm\$L55mm\$L65mm\$L75mm\$L85mm                 | 12TGN55-50\$12TGN55-55\$12TGN55-65\$12TGN55-    | 法国SCIENT`X |      |
| JC50723 | 动态棒130         | 直径：5.5mm，长度130mm                                  | 12TGS55-130                                     | 法国SCIENT`X |      |
| JC50724 | 动态棒130         | 直径：5.5mm，长度130mm                                  | 12TGS55-130                                     | 法国SCIENT`X |      |
| JC50725 | 动态棒            | 直径：5.5mm长度130mm\$直径：5.5mm长度150mm\$直径：5.5mm长度200mm | 12TGS55-130\$12TGS55-150\$12TGS55-200           | 法国SCIENT`X |      |
| JC50726 | 动态棒            | 直径：5.5mm长度130mm\$直径：5.5mm长度150mm\$直径：5.5mm长度200mm | 12TGS55-130\$12TGS55-150\$12TGS55-200           | 法国SCIENT`X |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格                                              | 产品型号                                  | 生产企业       | 挂网企业 |
|---------|--------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|------|
| JC50727 | 动态棒    | 直径：5.5mm长度130mm\$直径：5.5mm长度150mm\$直径：5.5mm长度200mm | 12TGS55-130\$12TGS55-150\$12TGS55-200 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50728 | 动态棒    | 直径：5.5mm长度130mm\$直径：5.5mm长度150mm\$直径：5.5mm长度200mm | 12TGS55-130\$12TGS55-150\$12TGS55-200 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50729 | 动态棒    | 直径：5.5mm长度130mm\$直径：5.5mm长度150mm\$直径：5.5mm长度200mm | 12TGS55-130\$12TGS55-150\$12TGS55-200 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50730 | 动态棒    | 直径：5.5mm长度130mm\$直径：5.5mm长度150mm\$直径：5.5mm长度200mm | 12TGS55-130\$12TGS55-150\$12TGS55-200 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50731 | 动态棒    | 直径：5.5mm长度130mm\$直径：5.5mm长度150mm\$直径：5.5mm长度200mm | 12TGS55-130\$12TGS55-150\$12TGS55-200 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50732 | 动态棒    | 直径：5.5mm长度130mm\$直径：5.5mm长度150mm\$直径：5.5mm长度200mm | 12TGS55-130\$12TGS55-150\$12TGS55-200 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50733 | 动态棒    | 直径：5.5mm长度130mm\$直径：5.5mm长度150mm\$直径：5.5mm长度200mm | 12TGS55-130\$12TGS55-150\$12TGS55-200 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50734 | 动态棒    | 直径：5.5mm长度130mm\$直径：5.5mm长度150mm\$直径：5.5mm长度200mm | 12TGS55-130\$12TGS55-150\$12TGS55-200 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50735 | 动态棒    | 直径：5.5mm长度130mm\$直径：5.5mm长度150mm\$直径：5.5mm长度200mm | 12TGS55-130\$12TGS55-150\$12TGS55-200 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50736 | 动态棒    | 直径：5.5mm长度130mm\$直径：5.5mm长度150mm\$直径：5.5mm长度200mm | 12TGS55-130\$12TGS55-150\$12TGS55-200 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50737 | 动态棒    | 直径：5.5mm长度130mm\$直径：5.5mm长度150mm\$直径：5.5mm长度200mm | 12TGS55-130\$12TGS55-150\$12TGS55-200 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50738 | 动态棒150 | 直径：5.5mm，长度150mm                                  | 12TGS55-150                           | 法国SCIENT`X |      |

| 流水号     | 产品名称     | 产品规格                                            | 产品型号                               | 生产企业       | 挂网企业 |
|---------|----------|-------------------------------------------------|------------------------------------|------------|------|
| JC50739 | 动态棒150   | 直径：5.5mm，长度150mm                                | 12TGS55-150                        | 法国SCIENT`X |      |
| JC50740 | 动态棒（200） | L200mm                                          | 12TGS55-200                        | 法国SCIENT`X |      |
| JC50741 | 动态棒（200） | L200mm                                          | 12TGS55-200                        | 法国SCIENT`X |      |
| JC50742 | 动态棒55，65 | 直径5.5mm长度55mm\$直径5.5mm<br>长度65mm                | 12TGS55-55\$12TGS55-65             | 法国SCIENT`X |      |
| JC50743 | 动态棒55，65 | 直径5.5mm长度55mm\$直径5.5mm<br>长度65mm                | 12TGS55-55\$12TGS55-65             | 法国SCIENT`X |      |
| JC50744 | 动态棒      | 直径5.5mm长度55mm\$直径5.5mm<br>长度65mm\$直径5.5mm长度85mm | 12TGS55-55\$12TGS55-65\$12TGS55-85 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50745 | 动态棒      | 直径5.5mm长度55mm\$直径5.5mm<br>长度65mm\$直径5.5mm长度85mm | 12TGS55-55\$12TGS55-65\$12TGS55-85 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50746 | 动态棒      | 直径5.5mm长度55mm\$直径5.5mm<br>长度65mm\$直径5.5mm长度85mm | 12TGS55-55\$12TGS55-65\$12TGS55-85 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50747 | 动态棒      | 直径5.5mm长度55mm\$直径5.5mm<br>长度65mm\$直径5.5mm长度85mm | 12TGS55-55\$12TGS55-65\$12TGS55-85 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50748 | 动态棒      | 直径5.5mm长度55mm\$直径5.5mm<br>长度65mm\$直径5.5mm长度85mm | 12TGS55-55\$12TGS55-65\$12TGS55-85 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50749 | 动态棒      | 直径5.5mm长度55mm\$直径5.5mm<br>长度65mm\$直径5.5mm长度85mm | 12TGS55-55\$12TGS55-65\$12TGS55-85 | 法国SCIENT`X |      |
| JC50750 | 动态棒      | 直径5.5mm长度55mm\$直径5.5mm<br>长度65mm\$直径5.5mm长度85mm | 12TGS55-55\$12TGS55-65\$12TGS55-85 | 法国SCIENT`X |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格                                                          | 产品型号                                | 生产企业       | 挂网企业 |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------|
| JC50751 | 动态棒    | 直径5.5mm长度55mm\$直径5.5mm长度65mm\$直径5.5mm长度85mm                   | 12TGS55-55\$12TGS55-65\$12TGS55-85  | 法国SCIENT`X |      |
| JC50752 | 动态棒    | 直径5.5mm长度55mm\$直径5.5mm长度65mm\$直径5.5mm长度85mm                   | 12TGS55-55\$12TGS55-65\$12TGS55-85  | 法国SCIENT`X |      |
| JC50753 | 动态棒    | 直径5.5mm长度55mm\$直径5.5mm长度65mm\$直径5.5mm长度85mm                   | 12TGS55-55\$12TGS55-65\$12TGS55-85  | 法国SCIENT`X |      |
| JC50754 | 动态棒    | 直径5.5mm长度55mm\$直径5.5mm长度65mm\$直径5.5mm长度85mm                   | 12TGS55-55\$12TGS55-65\$12TGS55-85  | 法国SCIENT`X |      |
| JC50755 | 动态棒85  | 直径5.5mm，长度85mm                                                | 12TGS55-85                          | 法国SCIENT`X |      |
| JC50756 | 动态棒85  | 直径5.5mm，长度85mm                                                | 12TGS55-85                          | 法国SCIENT`X |      |
| JC50757 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50758 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50759 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50760 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50761 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50762 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45- | 法国SCIENT`X |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格                                                          | 产品型号                                | 生产企业       | 挂网企业 |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------|------|
| JC50763 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50764 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50765 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50766 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50767 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50768 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50769 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50770 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50771 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50772 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50773 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50774 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45- | 法国SCIENT`X |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格                                                          | 产品型号                                   | 生产企业       | 挂网企业 |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|
| JC50775 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45-    | 法国SCIENT`X |      |
| JC50776 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45-    | 法国SCIENT`X |      |
| JC50777 | MX单向螺钉 | 直径4.5mm长度：20mm\$ 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPIL45-20\$12VPIL45-25\$12VPIL45-    | 法国SCIENT`X |      |
| JC50778 | MX万向螺钉 | 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度：35mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPPIL45-30\$12VPPIL45-35\$12VPPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50779 | MX万向螺钉 | 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度：35mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPPIL45-30\$12VPPIL45-35\$12VPPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50780 | MX万向螺钉 | 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度：35mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPPIL45-30\$12VPPIL45-35\$12VPPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50781 | MX万向螺钉 | 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度：35mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPPIL45-30\$12VPPIL45-35\$12VPPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50782 | MX万向螺钉 | 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度：35mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPPIL45-30\$12VPPIL45-35\$12VPPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50783 | MX万向螺钉 | 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度：35mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPPIL45-30\$12VPPIL45-35\$12VPPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50784 | MX万向螺钉 | 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度：35mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPPIL45-30\$12VPPIL45-35\$12VPPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50785 | MX万向螺钉 | 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度：35mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPPIL45-30\$12VPPIL45-35\$12VPPIL45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC50786 | MX万向螺钉 | 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度：35mm\$ 直径4.5mm长度： | 12VPPIL45-30\$12VPPIL45-35\$12VPPIL45- | 法国SCIENT`X |      |



| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                                             | 产品型号                                   | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|
| JC50787 | MX万向螺钉           | 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度：35mm\$ 直径4.5mm长度：                    | 12VPPIL45-30\$12VPPIL45-35\$12VPPIL45- | 法国SCIENT`X    |      |
| JC50788 | MX万向螺钉           | 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度：35mm\$ 直径4.5mm长度：                    | 12VPPIL45-30\$12VPPIL45-35\$12VPPIL45- | 法国SCIENT`X    |      |
| JC50789 | 金属直型接骨板（指掌骨钢板）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                              | ZSQ01                                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50790 | 金属直型接骨板（指掌骨钢板）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                              | ZSQ01                                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50791 | 金属直型接骨板（指掌骨钢板）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                              | ZSQ01                                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50792 | 金属直型接骨板（指掌骨钢板）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                              | ZSQ01                                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50793 | 金属直型接骨板（指掌骨钢板）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                              | ZSQ01                                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50794 | 金属直型接骨板（指掌骨锁定钢板） | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                              | ZSZ01                                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50795 | 金属直型接骨板（指掌骨锁定钢板） | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                              | ZSZ01                                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50796 | 颌面接骨板（颌面接骨板 纯钛）  | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔 | ZEQ01                                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50797 | 颌面接骨板（颌面接骨板 不锈钢） | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔 | ZEQ01                                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50798 | 颌面接骨板（颌面接骨板 纯钛）  | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔 | ZEQ01                                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格                                                                             | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50799 | 颌面接骨板（颌面接骨板 不锈钢）  | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔 | ZEQ01 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50800 | 颌面接骨板（颌面接骨板 不锈钢）  | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔 | ZEQ02 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50801 | 颌面接骨板（颌面接骨板 纯钛）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔 | ZEQ02 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50802 | 颌面接骨板（颌面接骨板 不锈钢）  | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔 | ZEQ02 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50803 | 颌面接骨板（颌面接骨板 纯钛）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔 | ZEQ02 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50804 | 金属直型接骨板（重建钢板）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                                                                   | ZSQ04 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50805 | 金属直型接骨板（重建钢板）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                                                                   | ZSQ04 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50806 | 金属直型接骨板（重建钢板）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                                                                   | ZSQ04 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50807 | 金属直型接骨板（重建钢板）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                                                                   | ZSQ04 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50808 | 金属直型接骨板（半管钢板）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                                            | ZSQ02 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50809 | 金属直型接骨板（1 / 3管钢板） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                                            | ZSQ02 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50810 | 金属直型接骨板（1 / 3管钢板） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                                            | ZSQ02 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                | 产品规格                                                                | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50811 | 金属直型接骨板（半管钢板）       | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                               | ZSQ02 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50812 | 金属直型接骨板（半管钢板）       | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                               | ZSQ02 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50813 | 金属直型接骨板（1 / 3管钢板）   | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                               | ZSQ02 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50814 | 金属直型接骨板（1 / 3管钢板）   | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                               | ZSQ02 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50815 | 金属直型接骨板（半管钢板）       | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                               | ZSQ02 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50816 | 金属直型接骨板（1 / 3管锁定钢板） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                               | ZSZ02 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50817 | 金属直型接骨板（1 / 3管锁定钢板） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                               | ZSZ02 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50818 | 金属直型接骨板（半管锁定钢板）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                               | ZSZ02 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50819 | 金属直型接骨板（肱骨加压钢板）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZSQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50820 | 金属直型接骨板（尺桡骨加压钢板）    | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZSQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50821 | 金属直型接骨板（尺桡骨加压钢板）    | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZSQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50822 | 金属直型接骨板（肱骨加压钢板）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZSQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                | 产品规格                                                                | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50823 | 金属直型接骨板（肱骨加压钢板）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZSQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50824 | 金属直型接骨板（尺桡骨加压钢板）    | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZSQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50825 | 金属直型接骨板（肱骨加压钢板）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZSQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50826 | 金属直型接骨板（尺桡骨加压钢板）    | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZSQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50827 | 金属直型接骨板（限制性尺桡骨加压钢板） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZSQ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50828 | 金属直型接骨板（限制性尺桡骨加压钢板） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZSQ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50829 | 金属直型接骨板（限制性肱骨加压钢板）  | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZSQ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50830 | 金属直型接骨板（限制性肱骨加压钢板）  | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZSQ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50831 | 金属解剖型接骨板（限制性肱骨加压钢板） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZSQ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50832 | 金属直型接骨板（限制性尺桡骨加压钢板） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZSQ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50833 | 金属直型接骨板（限制性尺桡骨加压钢板） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZSQ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50834 | 金属直型接骨板（限制性肱骨加压钢板）  | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZSQ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                                                                          | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50835 | 金属直型接骨板（尺桡骨加压锁定钢板）    | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔           | ZSZ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50836 | 金属直型接骨板（尺桡骨加压锁定钢板）    | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔           | ZSZ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50837 | 金属直型接骨板（限制性肱骨加压锁定钢板）  | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔           | ZSZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50838 | 金属直型接骨板（限制性肱骨加压锁定钢板）  | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔           | ZSZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50839 | 金属直型接骨板（限制性尺桡骨加压锁定钢板） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔           | ZSZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50840 | 金属直型接骨板（限制性尺桡骨加压锁定钢板） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔           | ZSZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50841 | 金属直型接骨板（限制性尺桡骨加压锁定钢板） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔           | ZSZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50842 | 金属直型接骨板（胫骨加压钢板）       | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔 | ZSQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50843 | 金属直型接骨板（胫骨加压钢板）       | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔 | ZSQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50844 | 金属直型接骨板（胫骨加压钢板）       | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔 | ZSQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50845 | 金属直型接骨板（胫骨加压钢板）       | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔 | ZSQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50846 | 金属直型接骨板（限制性胫骨加压钢板）    | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔 | ZSQ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                 | 产品规格                                                                               | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC50847 | 金属直型接骨板（限制性胫骨加压钢板）   | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔      | ZSQ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50848 | 金属直型接骨板（限制性胫骨加压钢板）   | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔      | ZSQ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50849 | 金属直型接骨板（限制性胫骨加压钢板）   | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔      | ZSQ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50850 | 金属直型接骨板（限制性胫骨加压锁定钢板） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔      | ZSZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50851 | 金属直型接骨板（限制性胫骨加压锁定钢板） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔      | ZSZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50852 | 金属直型接骨板（股骨加压钢板）      | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔 | ZSQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50853 | 金属直型接骨板（股骨加压钢板）      | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔 | ZSQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50854 | 金属直型接骨板（股骨加压钢板）      | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔 | ZSQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50855 | 金属直型接骨板（股骨加压钢板）      | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔 | ZSQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50856 | 金属直型接骨板（限制性股骨加压钢板）   | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔 | ZSQ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50857 | 金属直型接骨板（限制性股骨加压钢板）   | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔 | ZSQ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC50858 | 金属直型接骨板（限制性股骨加压钢板）   | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔 | ZSQ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                 | 产品规格                                                                               | 产品型号                                                               | 生产企业                   | 挂网企业 |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| JC50859 | 金属直型接骨板（限制性股骨加压钢板）   | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔 | ZSQ05                                                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司          |      |
| JC50860 | 金属直型接骨板（重建锁定钢板）      | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔 | ZSZ04                                                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司          |      |
| JC50861 | 金属直型接骨板（重建锁定钢板）      | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔 | ZSZ04                                                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司          |      |
| JC50862 | 金属直型接骨板（限制性股骨加压锁定钢板） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔 | ZSZ05                                                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司          |      |
| JC50863 | 金属直型接骨板（限制性股骨加压锁定钢板） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔 | ZSZ05                                                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司          |      |
| JC50894 | 金属直型接骨板（重建钢板）        | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔\$22孔            | ZSQ04                                                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司          |      |
| JC50895 | 金属直型接骨板（重建钢板）        | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔\$22孔            | ZSQ04                                                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司          |      |
| JC50896 | 金属直型接骨板（重建钢板）        | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔\$22孔            | ZSQ04                                                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司          |      |
| JC50897 | 金属直型接骨板（重建钢板）        | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔\$19孔\$20孔\$21孔\$22孔            | ZSQ04                                                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司          |      |
| JC51241 | Coflex I代            | 8mm\$10mm\$12mm\$14mm\$16mm                                                        | UAI00008\$UAI00010\$UAI00012\$UAI00014\$UAI00016                   | 德国 Paradigm Spine GmbH |      |
| JC51242 | coflex               | 8mm\$10mm\$12mm\$14mm\$16mm                                                        | UAI00008\$UAI00010\$UAI00012\$UAI00014\$UAI00016\$UBI00008\$UBI000 | 德国 Paradigm Spine GmbH |      |
| JC51243 | coflex               | 8mm\$10mm\$12mm\$14mm\$16mm                                                        | UAI00008\$UAI00010\$UAI00012\$UAI00014\$UAI00016\$UBI00008\$UBI000 | 德国 Paradigm Spine GmbH |      |

| 流水号     | 产品名称                   | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                               | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC51244 | Coflex II代             | 8mm\$10mm\$12mm\$14mm\$16mm                                                                   | UBI00008\$UBI00010\$UBI00012\$UBI00014\$UBI00016                   | 德国 Paradigm Spine GmbH                                                             |      |
| JC51352 | 球囊扩张系统                 | SIV-10\$SIV-15\$SIV-20\$SIV-B00                                                               | SIV-10\$SIV-15\$SIV-20\$SIV-B00                                    | 韩国 SI Medical                                                                      |      |
| JC51353 | 球囊扩张系统                 | SIV-10\$SIV-15\$SIV-20\$SIV-B00                                                               | SIV-10\$SIV-15\$SIV-20\$SIV-B00                                    | 韩国 SI Medical                                                                      |      |
| JC51354 | 球囊扩张系统                 | SIV-10\$SIV-15\$SIV-20\$SIV-B00                                                               | SIV-10\$SIV-15\$SIV-20\$SIV-B00                                    | 韩国 SI Medical                                                                      |      |
| JC51355 | 球囊扩张系统                 | SIV-10\$SIV-15\$SIV-20\$SIV-B00                                                               | SIV-10\$SIV-15\$SIV-20\$SIV-B00                                    | 韩国 SI Medical                                                                      |      |
| JC51356 | Mantis脊柱微创手术系统-减压钉专用螺塞 | 长臂钉（减压钉）专用螺塞                                                                                  | 48289999                                                           | 法国Stryker Spine S.A.S                                                              |      |
| JC51357 | Mantis脊柱微创手术系统-减压钉     | 直径4.5mm长度：25mm\$ 直径4.5mm长度：30mm\$ 直径4.5mm长度：35mm\$ 直径4.5mm长度：                                 | 48289425\$48289430\$48289435\$48289440\$48289445\$48289530\$482895 | 法国Stryker Spine S.A.S                                                              |      |
| JC51358 | 桡骨髓内针                  | 左 3*200mm\$左 3*215mm\$左 3*230mm\$左 3*245mm\$右 3*200mm\$右 3*215mm\$右                           | 256413200\$256413215\$256413230\$256413245\$256423200\$256423215\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC51359 | 小儿肱骨用弹性髓内针             | 1.6*230mm\$1.6*250mm\$2*150mm\$2*230mm\$2*270mm\$2*310mm\$2.5*190mm\$2.5*250mm\$2.5*310mm\$2. | 290215230\$290215250\$290220150\$290220230\$290220270\$290220310\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC51360 | 骨针                     | 150mm\$200mm\$300mm\$125mm\$150mm\$0.8mm\$1.0mm；                                              | 296616150\$296616200\$296630300\$296740150\$296740175\$250100008\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC51361 | 克氏针                    | 0.8x70mm\$0.8x80mm\$0.8x120mm\$0.8x150mm\$0.8x300mm；                                          | 937508300\$937508150\$937508120\$937508070\$937928080；             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC51362 | 克氏针                    | 1x80 mm\$1x120 mm\$1x150 mm\$1x300 mm；                                                        | 937510080\$937510120\$937510150\$937510300；                        | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |



| 流水号     | 产品名称       | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                            | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC51363 | 克氏针        | 1.2x120 mm\$1.2x150 mm\$1.2x300 mm;                                                           | 937512120\$937512150\$937512300;                                | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC51364 | 克氏针        | 1.4x120mm\$1.4x150mm\$1.4x300mm;                                                              | 937514120\$937512150\$934512300;                                | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC51365 | 克氏针        | 1.5x120mm\$1.5x300mm                                                                          | 937515120\$937515300;                                           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC51366 | 克氏针        | 2x150mm\$2x200mm\$2x250mm\$2x300mm\$2x350mm;                                                  | 937520150\$937520200\$937520250\$937520300\$937520350;          | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC51367 | 克氏针        | 2.5x150mm\$2.5x300mm\$2.5x350mm;                                                              | 937525150\$937525300\$937525350;                                | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC51368 | 克氏针        | 3x150mm\$3x200mm\$3x250mm\$3x300mm\$3x500mm;                                                  | 937530150\$937530200\$937530250\$937530300\$937530500;          | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC51369 | 克氏针        | 3.2x250mm\$3.2x300mm\$3.2x350mm;                                                              | 937532250\$937532300\$937532350;                                | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC51370 | 克氏针 (两头尖)  | 0.8x120mm\$0.8x150mm\$0.8x200mm\$0.8x300mm;                                                   | 937608120\$937608150\$937608200\$937608300;                     | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC51371 | 克氏针 (两头尖)  | 1.0x120mm\$1.0x150mm\$1.0x200mm\$1.0x300mm                                                    | 937610120\$937610150\$937610200\$937610300                      | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC51372 | 克氏针 (两头尖)  | 1.2x120mm\$1.2x150mm\$1.2x200mm\$1.2x300mm                                                    | 937612120\$937612150\$937612200\$937612300                      | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC51373 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4.5*30mm\$4.5*35mm\$5.0*30mm\$5.0*35mm\$5.0*40mm\$5.5*30mm\$5.5*35mm\$5.5*40mm\$5.5*45mm\$6.0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO., LTD.                                                            |      |
| JC51374 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4.5*30mm\$4.5*35mm\$5.0*30mm\$5.0*35mm\$5.0*40mm\$5.5*30mm\$5.5*35mm\$5.5*40mm\$5.5*45mm\$6.0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO., LTD.                                                            |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格                                                                                                    | 产品型号                                                                 | 生产企业                      | 挂网企业 |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| JC51375 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51376 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51377 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51378 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51379 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51380 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51381 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51382 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51383 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51384 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51385 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51386 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格                                                                                                    | 产品型号                                                                 | 生产企业                      | 挂网企业 |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| JC51387 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51388 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51389 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51390 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51391 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51392 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51393 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51394 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51395 | 椎弓根螺钉-单轴B型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51396 | 椎弓根螺钉-多轴A型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51397 | 椎弓根螺钉-多轴A型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51398 | 椎弓根螺钉-多轴A型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格                                                                                                    | 产品型号                                                                 | 生产企业                      | 挂网企业 |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| JC51399 | 椎弓根螺钉-多轴A型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51400 | 椎弓根螺钉-多轴A型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51401 | 椎弓根螺钉-多轴A型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51402 | 椎弓根螺钉-多轴A型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51403 | 椎弓根螺钉-多轴A型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51404 | 椎弓根螺钉-多轴A型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51405 | 椎弓根螺钉-多轴A型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51406 | 椎弓根螺钉-多轴A型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51407 | 椎弓根螺钉-多轴A型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51408 | 椎弓根螺钉-多轴A型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51409 | 椎弓根螺钉-多轴A型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51410 | 椎弓根螺钉-多轴A型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格                                                                                                    | 产品型号                                                                 | 生产企业                      | 挂网企业 |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| JC51411 | 椎弓根螺钉-多轴A型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51412 | 椎弓根螺钉-多轴A型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51413 | 椎弓根螺钉-多轴A型 | 4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5*45mm\$6. 0 | OSM1223\$OSM1224\$OSM\$OSM1233\$OSM1234\$OSM1235\$OSM1243\$OSM1244\$ | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51414 | 连接棒        | 6. 0*40mm\$6. 0*50mm\$6. 0*60mm\$6. 0*70mm\$6. 0*80mm\$6. 0*90mm                                        | OSM3131\$OSM3132\$OSM3133\$OSM3134\$OSM3135\$OSM3136                 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51415 | 连接棒        | 6. 0*40mm\$6. 0*50mm\$6. 0*60mm\$6. 0*70mm\$6. 0*80mm\$6. 0*90mm                                        | OSM3131\$OSM3132\$OSM3133\$OSM3134\$OSM3135\$OSM3136                 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51416 | 连接棒        | 6. 0*40mm\$6. 0*50mm\$6. 0*60mm\$6. 0*70mm\$6. 0*80mm\$6. 0*90mm                                        | OSM3131\$OSM3132\$OSM3133\$OSM3134\$OSM3135\$OSM3136                 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51417 | 连接棒        | 6. 0*40mm\$6. 0*50mm\$6. 0*60mm\$6. 0*70mm\$6. 0*80mm\$6. 0*90mm                                        | OSM3131\$OSM3132\$OSM3133\$OSM3134\$OSM3135\$OSM3136                 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51418 | 连接棒        | 6. 0*40mm\$6. 0*50mm\$6. 0*60mm\$6. 0*70mm\$6. 0*80mm\$6. 0*90mm                                        | OSM3131\$OSM3132\$OSM3133\$OSM3134\$OSM3135\$OSM3136                 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51419 | 连接棒        | 6. 0mm*100mm\$6. 0mm*110mm\$6. 0*120mm\$6. 0*150mm                                                      | OSM3137\$OSM3138\$OSM3139\$OSM313A                                   | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51420 | 连接棒        | 6. 0mm*100mm\$6. 0mm*110mm\$6. 0*120mm\$6. 0*150mm                                                      | OSM3137\$OSM3138\$OSM3139\$OSM313A                                   | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51421 | 连接棒        | 6. 0mm*100mm\$6. 0mm*110mm\$6. 0*120mm\$6. 0*150mm                                                      | OSM3137\$OSM3138\$OSM3139\$OSM313A                                   | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51422 | 连接棒        | 6. 0mm*100mm\$6. 0mm*110mm\$6. 0*120mm\$6. 0*150mm                                                      | OSM3137\$OSM3138\$OSM3139\$OSM313A                                   | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                 | 产品型号             | 生产企业                      | 挂网企业 |
|---------|------|----------------------|------------------|---------------------------|------|
| JC51423 | 连接棒  | 6.0*200mm\$6.0*400mm | OSM313B\$OSM313D | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51424 | 连接棒  | 6.0*200mm\$6.0*400mm | OSM313B\$OSM313D | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51425 | 连接棒  | 6.0*200mm\$6.0*400mm | OSM313B\$OSM313D | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51426 | 连接棒  | 6.0*200mm\$6.0*400mm | OSM313B\$OSM313D | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51427 | 连接棒  | 6.0*200mm\$6.0*400mm | OSM313B\$OSM313D | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51428 | 连接棒  | 6.0*200mm\$6.0*400mm | OSM313B\$OSM313D | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51429 | 连接棒  | 6.0*200mm\$6.0*400mm | OSM313B\$OSM313D | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51430 | 连接棒  | 6.0*200mm\$6.0*400mm | OSM313B\$OSM313D | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51431 | 连接棒  | 6.0*200mm\$6.0*400mm | OSM313B\$OSM313D | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51432 | 连接棒  | 6.0*200mm\$6.0*400mm | OSM313B\$OSM313D | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51433 | 连接棒  | 6.0*200mm\$6.0*400mm | OSM313B\$OSM313D | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51434 | 连接棒  | 6.0*200mm\$6.0*400mm | OSM313B\$OSM313D | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |

| 流水号     | 产品名称     | 产品规格                                                    | 产品型号                                                                | 生产企业                      | 挂网企业 |
|---------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| JC51435 | 连接棒      | 6.0*200mm\$6.0*400mm                                    | OSM313B\$OSM313D                                                    | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51436 | 连接棒      | 6.0*200mm\$6.0*400mm                                    | OSM313B\$OSM313D                                                    | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51437 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51438 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51439 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51440 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51441 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51442 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51443 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51444 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51445 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51446 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |

| 流水号     | 产品名称     | 产品规格                                                    | 产品型号                                                                | 生产企业                      | 挂网企业 |
|---------|----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| JC51447 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51448 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51449 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51450 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51451 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51452 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51453 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51454 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51455 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51456 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51457 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |
| JC51458 | 横向连接装置B型 | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm\$100mm\$110mm\$120mm | OSM6201\$OSM6202\$OSM6203\$OSM6204\$OSM6205\$OSM6206\$OSM6207\$OSM6 | 韩国 DIO MEDICAL CO. , LTD. |      |



| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                     | 产品型号                                         | 生产企业               | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|------|
| JC51460 | 婴儿型固定系统钩      | 5mm*14.6mm\$5mm*14.4mm.                                                  | BB1LLH\$ BB1PH0.                             | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51461 | 婴儿型固定系统钩      | 5mm*14.6mm\$5mm*14.4mm.                                                  | BB1LLH\$ BB1PH0.                             | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51462 | 婴儿型固定系统钩      | 5mm*14.6mm\$5mm*14.4mm.                                                  | BB1LLH\$ BB1PH0.                             | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51463 | 婴儿型固定系统钩      | 5mm*14.6mm\$5mm*14.4mm.                                                  | BB1LLH\$ BB1PH0.                             | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51464 | 婴儿型固定系统单轴椎弓螺钉 | 3.5mm*25mm\$3.5mm*30mm\$3.5mm*35mm\$4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$ | BB1MS3525\$<br>BB1MS3530\$<br>BB1MS3535\$    | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51465 | 婴儿型固定系统单轴椎弓螺钉 | 3.5mm*25mm\$3.5mm*30mm\$3.5mm*35mm\$4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$ | BB1MS3525\$<br>BB1MS3530\$<br>BB1MS3535\$    | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51466 | 婴儿型固定系统单轴椎弓螺钉 | 3.5mm*25mm\$3.5mm*30mm\$3.5mm*35mm\$4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$ | BB1MS3525\$<br>BB1MS3530\$<br>BB1MS3535\$    | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51467 | 婴儿型固定系统单轴椎弓螺钉 | 3.5mm*25mm\$3.5mm*30mm\$3.5mm*35mm\$4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$ | BB1MS3525\$<br>BB1MS3530\$<br>BB1MS3535\$    | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51468 | 婴儿型固定系统单轴椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*35mm\$                         | BB1MS04025\$<br>BB1MS04030\$<br>BB1MS04035\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51469 | 婴儿型固定系统单轴椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*35mm\$                         | BB1MS04025\$<br>BB1MS04030\$<br>BB1MS04035\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51470 | 婴儿型固定系统单轴椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*35mm\$                         | BB1MS04025\$<br>BB1MS04030\$<br>BB1MS04035\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51471 | 婴儿型固定系统单轴椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*35mm\$                         | BB1MS04025\$<br>BB1MS04030\$<br>BB1MS04035\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |

| 流水号     | 产品名称        | 产品规格                           | 产品型号                 | 生产企业               | 挂网企业 |
|---------|-------------|--------------------------------|----------------------|--------------------|------|
| JC51472 | 婴儿型固定系统连接杆  | 4mm*200mm\$4mm*250mm.          | BB1R4200\$ BB1R4250. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51473 | 婴儿型固定系统连接杆  | 4mm*200mm\$4mm*250mm.          | BB1R4200\$ BB1R4250. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51474 | 婴儿型固定系统连接杆  | 4mm*200mm\$4mm*250mm.          | BB1R4200\$ BB1R4250. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51475 | 婴儿型固定系统连接杆  | 4mm*200mm\$4mm*250mm.          | BB1R4200\$ BB1R4250. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51476 | 婴儿型固定系统连接杆  | 4mm*200mm\$4mm*250mm.          | BB1R4200\$ BB1R4250. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51477 | 婴儿型固定系统连接杆  | 4mm*200mm\$4mm*250mm.          | BB1R4200\$ BB1R4250. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51478 | 婴儿型固定系统锁定螺钉 | 2. 5mm*3. 6mm\$2. 5mm*3. 5mm\$ | BB2LS\$ BB1LS0\$     | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51479 | 婴儿型固定系统锁定螺钉 | 2. 5mm*3. 6mm\$2. 5mm*3. 5mm\$ | BB2LS\$ BB1LS0\$     | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51480 | 婴儿型固定系统锁定螺钉 | 2. 5mm*3. 6mm\$2. 5mm*3. 5mm\$ | BB2LS\$ BB1LS0\$     | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51481 | 多米诺连接头      | 16mm*15mm*10. 5mm              | MB1DC                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51482 | 多米诺连接头      | 16mm*15mm*10. 5mm              | MB1DC                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51483 | 多米诺连接头      | 16mm*15mm*10. 5mm              | MB1DC                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格                                                                                    | 产品型号                                                 | 生产企业               | 挂网企业 |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------|
| JC51484 | 多米诺接头   | 16mm*15mm*10.5mm                                                                        | MB1DC                                                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51485 | 椎板钩     | 12.9mm*22mm\$12.9mm*20.8mm\$12.9mm*20.8mm\$12.4mm*19.5mm\$13.65mm*23mm\$12.9 mm*29.7mm. | MB1LLH\$ MB1LMH\$ MB1LMB\$ MB1LTH\$ MB1SLH\$ MB1RBH. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51486 | 椎板钩     | 12.9mm*22mm\$12.9mm*20.8mm\$12.9mm*20.8mm\$12.4mm*19.5mm\$13.65mm*23mm\$12.9 mm*29.7mm. | MB1LLH\$ MB1LMH\$ MB1LMB\$ MB1LTH\$ MB1SLH\$ MB1RBH. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51487 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm                                                                                | MB1LS                                                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51488 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm                                                                                | MB1LS                                                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51489 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm                                                                                | MB1LS                                                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51490 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm                                                                                | MB1LS                                                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51491 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm                                                                                | MB1LS                                                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51492 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm                                                                                | MB1LS                                                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51493 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm                                                                                | MB1LS                                                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51494 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm                                                                                | MB1LS                                                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51495 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm                                                                                | MB1LS                                                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格     | 产品型号  | 生产企业               | 挂网企业 |
|---------|---------|----------|-------|--------------------|------|
| JC51496 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm | MB1LS | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51497 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm | MB1LS | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51498 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm | MB1LS | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51499 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm | MB1LS | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51500 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm | MB1LS | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51501 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm | MB1LS | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51502 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm | MB1LS | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51503 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm | MB1LS | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51504 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm | MB1LS | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51505 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm | MB1LS | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51506 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm | MB1LS | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51507 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm | MB1LS | 法国SPINEWAY S. A. S |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格                                                                                                | 产品型号                                                              | 生产企业               | 挂网企业 |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| JC51508 | 锁定螺钉和螺帽 | 10mm*4mm                                                                                            | MB1LS                                                             | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51509 | 单轴向椎弓螺钉 | 4. 0mm*25mm\$4. 0mm*30mm\$4. 0mm*35mm\$4. 0mm*40mm\$5. 0mm*30mm\$5. 0mm*35mm\$5. 0mm*40mm\$5. 0mm*4 | MB1MS425\$ MB1MS430\$ MB1MS435\$ MB1MS440\$ MB1MS530\$ MB1MS535\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51510 | 单轴向椎弓螺钉 | 4. 0mm*25mm\$4. 0mm*30mm\$4. 0mm*35mm\$4. 0mm*40mm\$5. 0mm*30mm\$5. 0mm*35mm\$5. 0mm*40mm\$5. 0mm*4 | MB1MS425\$ MB1MS430\$ MB1MS435\$ MB1MS440\$ MB1MS530\$ MB1MS535\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51511 | 单轴向椎弓螺钉 | 6. 0mm*35mm\$6. 0mm*40mm\$6. 0mm*45mm\$6. 0mm*50mm\$6. 0mm*55mm\$7. 0mm*35mm\$7. 0mm*40mm\$7. 0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51512 | 单轴向椎弓螺钉 | 6. 0mm*35mm\$6. 0mm*40mm\$6. 0mm*45mm\$6. 0mm*50mm\$6. 0mm*55mm\$7. 0mm*35mm\$7. 0mm*40mm\$7. 0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51513 | 单轴向椎弓螺钉 | 6. 0mm*35mm\$6. 0mm*40mm\$6. 0mm*45mm\$6. 0mm*50mm\$6. 0mm*55mm\$7. 0mm*35mm\$7. 0mm*40mm\$7. 0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51514 | 单轴向椎弓螺钉 | 6. 0mm*35mm\$6. 0mm*40mm\$6. 0mm*45mm\$6. 0mm*50mm\$6. 0mm*55mm\$7. 0mm*35mm\$7. 0mm*40mm\$7. 0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51515 | 单轴向椎弓螺钉 | 6. 0mm*35mm\$6. 0mm*40mm\$6. 0mm*45mm\$6. 0mm*50mm\$6. 0mm*55mm\$7. 0mm*35mm\$7. 0mm*40mm\$7. 0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51516 | 单轴向椎弓螺钉 | 6. 0mm*35mm\$6. 0mm*40mm\$6. 0mm*45mm\$6. 0mm*50mm\$6. 0mm*55mm\$7. 0mm*35mm\$7. 0mm*40mm\$7. 0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51517 | 单轴向椎弓螺钉 | 6. 0mm*35mm\$6. 0mm*40mm\$6. 0mm*45mm\$6. 0mm*50mm\$6. 0mm*55mm\$7. 0mm*35mm\$7. 0mm*40mm\$7. 0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51518 | 单轴向椎弓螺钉 | 6. 0mm*35mm\$6. 0mm*40mm\$6. 0mm*45mm\$6. 0mm*50mm\$6. 0mm*55mm\$7. 0mm*35mm\$7. 0mm*40mm\$7. 0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51519 | 单轴向椎弓螺钉 | 6. 0mm*35mm\$6. 0mm*40mm\$6. 0mm*45mm\$6. 0mm*50mm\$6. 0mm*55mm\$7. 0mm*35mm\$7. 0mm*40mm\$7. 0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                              | 生产企业               | 挂网企业 |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| JC51520 | 单轴向椎弓螺钉 | 6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*55mm\$7.0mm*35mm\$7.0mm*40mm\$7.0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51521 | 单轴向椎弓螺钉 | 6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*55mm\$7.0mm*35mm\$7.0mm*40mm\$7.0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51522 | 单轴向椎弓螺钉 | 6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*55mm\$7.0mm*35mm\$7.0mm*40mm\$7.0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51523 | 单轴向椎弓螺钉 | 6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*55mm\$7.0mm*35mm\$7.0mm*40mm\$7.0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51524 | 单轴向椎弓螺钉 | 6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*55mm\$7.0mm*35mm\$7.0mm*40mm\$7.0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51525 | 单轴向椎弓螺钉 | 6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*55mm\$7.0mm*35mm\$7.0mm*40mm\$7.0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51526 | 单轴向椎弓螺钉 | 6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*55mm\$7.0mm*35mm\$7.0mm*40mm\$7.0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51527 | 单轴向椎弓螺钉 | 6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*55mm\$7.0mm*35mm\$7.0mm*40mm\$7.0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51528 | 单轴向椎弓螺钉 | 6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*55mm\$7.0mm*35mm\$7.0mm*40mm\$7.0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51529 | 单轴向椎弓螺钉 | 6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*55mm\$7.0mm*35mm\$7.0mm*40mm\$7.0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51530 | 单轴向椎弓螺钉 | 6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*55mm\$7.0mm*35mm\$7.0mm*40mm\$7.0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51531 | 单轴向椎弓螺钉 | 6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*55mm\$7.0mm*35mm\$7.0mm*40mm\$7.0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                              | 生产企业               | 挂网企业 |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| JC51532 | 单轴向椎弓螺钉 | 6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*55mm\$7.0mm*35mm\$7.0mm*40mm\$7.0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51533 | 单轴向椎弓螺钉 | 6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*55mm\$7.0mm*35mm\$7.0mm*40mm\$7.0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51534 | 单轴向椎弓螺钉 | 6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*55mm\$7.0mm*35mm\$7.0mm*40mm\$7.0mm*4 | MB1MS635\$ MB1MS640\$ MB1MS645\$ MB1MS650\$ MB1MS655\$ MB1MS735\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51535 | 椎弓钩     | 16.5mm*20.8mm\$16.5mm*19.7mm.                                                               | MB1PH0\$MB1PMH.                                                   | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51536 | 椎弓钩     | 16.5mm*20.8mm\$16.5mm*19.7mm.                                                               | MB1PH0\$MB1PMH.                                                   | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51537 | 多轴向椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*35mm\$5.0mm*40mm\$5.0mm*4 | MB1PS425\$MB1PS430\$MB1PS435\$MB1PS440\$MB1PS530\$MB1PS535\$MB    | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51538 | 多轴向椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*35mm\$5.0mm*40mm\$5.0mm*4 | MB1PS425\$MB1PS430\$MB1PS435\$MB1PS440\$MB1PS530\$MB1PS535\$MB    | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51539 | 多轴向椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*35mm\$5.0mm*40mm\$5.0mm*4 | MB1PS425\$MB1PS430\$MB1PS435\$MB1PS440\$MB1PS530\$MB1PS535\$MB    | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51540 | 多轴向椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*35mm\$5.0mm*40mm\$5.0mm*4 | MB1PS425\$MB1PS430\$MB1PS435\$MB1PS440\$MB1PS530\$MB1PS535\$MB    | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51541 | 多轴向椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*35mm\$5.0mm*40mm\$5.0mm*4 | MB1PS425\$MB1PS430\$MB1PS435\$MB1PS440\$MB1PS530\$MB1PS535\$MB    | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51542 | 多轴向椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*35mm\$5.0mm*40mm\$5.0mm*4 | MB1PS425\$MB1PS430\$MB1PS435\$MB1PS440\$MB1PS530\$MB1PS535\$MB    | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51543 | 多轴向椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*35mm\$5.0mm*40mm\$5.0mm*4 | MB1PS425\$MB1PS430\$MB1PS435\$MB1PS440\$MB1PS530\$MB1PS535\$MB    | 法国SPINEWAY S. A. S |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                           | 生产企业               | 挂网企业 |
|---------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| JC51544 | 多轴向椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*35mm\$5.0mm*40mm\$5.0mm*4 | MB1PS425\$MB1PS430\$MB1PS435\$MB1PS440\$MB1PS530\$MB1PS535\$MB | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51545 | 多轴向椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*35mm\$5.0mm*40mm\$5.0mm*4 | MB1PS425\$MB1PS430\$MB1PS435\$MB1PS440\$MB1PS530\$MB1PS535\$MB | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51546 | 多轴向椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*35mm\$5.0mm*40mm\$5.0mm*4 | MB1PS425\$MB1PS430\$MB1PS435\$MB1PS440\$MB1PS530\$MB1PS535\$MB | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51547 | 多轴向椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*35mm\$5.0mm*40mm\$5.0mm*4 | MB1PS425\$MB1PS430\$MB1PS435\$MB1PS440\$MB1PS530\$MB1PS535\$MB | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51548 | 多轴向椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*35mm\$5.0mm*40mm\$5.0mm*4 | MB1PS425\$MB1PS430\$MB1PS435\$MB1PS440\$MB1PS530\$MB1PS535\$MB | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51549 | 多轴向椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*35mm\$5.0mm*40mm\$5.0mm*4 | MB1PS425\$MB1PS430\$MB1PS435\$MB1PS440\$MB1PS530\$MB1PS535\$MB | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51550 | 多轴向椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*35mm\$5.0mm*40mm\$5.0mm*4 | MB1PS425\$MB1PS430\$MB1PS435\$MB1PS440\$MB1PS530\$MB1PS535\$MB | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51551 | 多轴向椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*35mm\$5.0mm*40mm\$5.0mm*4 | MB1PS425\$MB1PS430\$MB1PS435\$MB1PS440\$MB1PS530\$MB1PS535\$MB | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51552 | 多轴向椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*35mm\$5.0mm*40mm\$5.0mm*4 | MB1PS425\$MB1PS430\$MB1PS435\$MB1PS440\$MB1PS530\$MB1PS535\$MB | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51553 | 多轴向椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*35mm\$5.0mm*40mm\$5.0mm*4 | MB1PS425\$MB1PS430\$MB1PS435\$MB1PS440\$MB1PS530\$MB1PS535\$MB | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51554 | 多轴向椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*35mm\$5.0mm*40mm\$5.0mm*4 | MB1PS425\$MB1PS430\$MB1PS435\$MB1PS440\$MB1PS530\$MB1PS535\$MB | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51555 | 多轴向椎弓螺钉 | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*35mm\$5.0mm*40mm\$5.0mm*4 | MB1PS425\$MB1PS430\$MB1PS435\$MB1PS440\$MB1PS530\$MB1PS535\$MB | 法国SPINEWAY S. A. S |      |



| 流水号     | 产品名称       | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                           | 生产企业               | 挂网企业 |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| JC51556 | 多轴向椎弓螺钉    | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*35mm\$5.0mm*40mm\$5.0mm*4 | MB1PS425\$MB1PS430\$MB1PS435\$MB1PS440\$MB1PS530\$MB1PS535\$MB | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51557 | 椎体前移多轴椎弓螺钉 | 5.0mm*40mm\$5.0mm*45mm\$5.0mm*50mm\$6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*5 | MB1PSS540\$MB1PSS545\$MB1PSS550\$MB1PSS635\$MB1PSS640\$        | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51558 | 椎体前移多轴椎弓螺钉 | 5.0mm*40mm\$5.0mm*45mm\$5.0mm*50mm\$6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*5 | MB1PSS540\$MB1PSS545\$MB1PSS550\$MB1PSS635\$MB1PSS640\$        | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51559 | 椎体前移多轴椎弓螺钉 | 5.0mm*40mm\$5.0mm*45mm\$5.0mm*50mm\$6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*5 | MB1PSS540\$MB1PSS545\$MB1PSS550\$MB1PSS635\$MB1PSS640\$        | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51560 | 椎体前移多轴椎弓螺钉 | 5.0mm*40mm\$5.0mm*45mm\$5.0mm*50mm\$6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*5 | MB1PSS540\$MB1PSS545\$MB1PSS550\$MB1PSS635\$MB1PSS640\$        | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51561 | 椎体前移多轴椎弓螺钉 | 5.0mm*40mm\$5.0mm*45mm\$5.0mm*50mm\$6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*5 | MB1PSS540\$MB1PSS545\$MB1PSS550\$MB1PSS635\$MB1PSS640\$        | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51562 | 椎体前移多轴椎弓螺钉 | 5.0mm*40mm\$5.0mm*45mm\$5.0mm*50mm\$6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*5 | MB1PSS540\$MB1PSS545\$MB1PSS550\$MB1PSS635\$MB1PSS640\$        | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51563 | 椎体前移多轴椎弓螺钉 | 5.0mm*40mm\$5.0mm*45mm\$5.0mm*50mm\$6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*5 | MB1PSS540\$MB1PSS545\$MB1PSS550\$MB1PSS635\$MB1PSS640\$        | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51564 | 椎体前移多轴椎弓螺钉 | 5.0mm*40mm\$5.0mm*45mm\$5.0mm*50mm\$6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*5 | MB1PSS540\$MB1PSS545\$MB1PSS550\$MB1PSS635\$MB1PSS640\$        | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51565 | 椎体前移多轴椎弓螺钉 | 5.0mm*40mm\$5.0mm*45mm\$5.0mm*50mm\$6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*5 | MB1PSS540\$MB1PSS545\$MB1PSS550\$MB1PSS635\$MB1PSS640\$        | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51566 | 椎体前移多轴椎弓螺钉 | 5.0mm*40mm\$5.0mm*45mm\$5.0mm*50mm\$6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*5 | MB1PSS540\$MB1PSS545\$MB1PSS550\$MB1PSS635\$MB1PSS640\$        | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51567 | 椎体前移多轴椎弓螺钉 | 5.0mm*40mm\$5.0mm*45mm\$5.0mm*50mm\$6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*5 | MB1PSS540\$MB1PSS545\$MB1PSS550\$MB1PSS635\$MB1PSS640\$        | 法国SPINEWAY S. A. S |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                    | 生产企业               | 挂网企业 |
|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------|
| JC51568 | 椎体前移多轴椎弓螺钉 | 5.0mm*40mm\$5.0mm*45mm\$5.0mm*50mm\$6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*5 | MB1PSS540\$MB1PSS545\$MB1PSS550\$MB1PSS635\$MB1PSS640\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51569 | 椎体前移多轴椎弓螺钉 | 5.0mm*40mm\$5.0mm*45mm\$5.0mm*50mm\$6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*5 | MB1PSS540\$MB1PSS545\$MB1PSS550\$MB1PSS635\$MB1PSS640\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51570 | 椎体前移多轴椎弓螺钉 | 5.0mm*40mm\$5.0mm*45mm\$5.0mm*50mm\$6.0mm*35mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*50mm\$6.0mm*5 | MB1PSS540\$MB1PSS545\$MB1PSS550\$MB1PSS635\$MB1PSS640\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51571 | 连接杆        | 5.5mm*40mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*64mm\$5.5mm*78mm\$                                            | MB1R5540\$ MB1R5550\$ MB1R5564\$ MB1R5578\$             | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51572 | 连接杆        | 5.5mm*40mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*64mm\$5.5mm*78mm\$                                            | MB1R5540\$ MB1R5550\$ MB1R5564\$ MB1R5578\$             | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51573 | 连接杆        | 5.5mm*40mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*64mm\$5.5mm*78mm\$                                            | MB1R5540\$ MB1R5550\$ MB1R5564\$ MB1R5578\$             | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51574 | 连接杆        | 5.5mm*40mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*64mm\$5.5mm*78mm\$                                            | MB1R5540\$ MB1R5550\$ MB1R5564\$ MB1R5578\$             | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51575 | 连接杆        | 5.5mm*40mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*64mm\$5.5mm*78mm\$                                            | MB1R5540\$ MB1R5550\$ MB1R5564\$ MB1R5578\$             | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51576 | 连接杆        | 5.5mm*40mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*64mm\$5.5mm*78mm\$                                            | MB1R5540\$ MB1R5550\$ MB1R5564\$ MB1R5578\$             | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51577 | 连接杆        | 5.5mm*40mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*64mm\$5.5mm*78mm\$                                            | MB1R5540\$ MB1R5550\$ MB1R5564\$ MB1R5578\$             | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51578 | 连接杆        | 5.5mm*40mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*64mm\$5.5mm*78mm\$                                            | MB1R5540\$ MB1R5550\$ MB1R5564\$ MB1R5578\$             | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51579 | 连接杆        | 5.5mm*40mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*64mm\$5.5mm*78mm\$                                            | MB1R5540\$ MB1R5550\$ MB1R5564\$ MB1R5578\$             | 法国SPINEWAY S. A. S |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                             | 产品型号                                        | 生产企业               | 挂网企业 |
|---------|------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|------|
| JC51580 | 连接杆  | 5.5mm*40mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*64mm\$5.5mm*78mm\$ | MB1R5540\$ MB1R5550\$ MB1R5564\$ MB1R5578\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51581 | 连接杆  | 5.5mm*40mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*64mm\$5.5mm*78mm\$ | MB1R5540\$ MB1R5550\$ MB1R5564\$ MB1R5578\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51582 | 连接杆  | 5.5mm*40mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*64mm\$5.5mm*78mm\$ | MB1R5540\$ MB1R5550\$ MB1R5564\$ MB1R5578\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51583 | 连接杆  | 5.5mm*40mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*64mm\$5.5mm*78mm\$ | MB1R5540\$ MB1R5550\$ MB1R5564\$ MB1R5578\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51584 | 连接杆  | 5.5mm*40mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*64mm\$5.5mm*78mm\$ | MB1R5540\$ MB1R5550\$ MB1R5564\$ MB1R5578\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51585 | 连接杆  | 5.5mm*40mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*64mm\$5.5mm*78mm\$ | MB1R5540\$ MB1R5550\$ MB1R5564\$ MB1R5578\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51586 | 连接杆  | 5.5mm*40mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*64mm\$5.5mm*78mm\$ | MB1R5540\$ MB1R5550\$ MB1R5564\$ MB1R5578\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51587 | 连接杆  | 5.5mm*40mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*64mm\$5.5mm*78mm\$ | MB1R5540\$ MB1R5550\$ MB1R5564\$ MB1R5578\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51588 | 连接杆  | 5.5mm*40mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*64mm\$5.5mm*78mm\$ | MB1R5540\$ MB1R5550\$ MB1R5564\$ MB1R5578\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51589 | 连接杆  | 5.5mm*500mm.                                     | MB1R55500.                                  | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51590 | 连接杆  | 5.5mm*500mm.                                     | MB1R55500.                                  | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51591 | 连接杆  | 5.5mm*500mm.                                     | MB1R55500.                                  | 法国SPINEWAY S. A. S |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格         | 产品型号       | 生产企业               | 挂网企业 |
|---------|------|--------------|------------|--------------------|------|
| JC51592 | 连接杆  | 5.5mm*500mm. | MB1R55500. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51593 | 连接杆  | 5.5mm*500mm. | MB1R55500. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51594 | 连接杆  | 5.5mm*500mm. | MB1R55500. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51595 | 连接杆  | 5.5mm*500mm. | MB1R55500. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51596 | 连接杆  | 5.5mm*500mm. | MB1R55500. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51597 | 连接杆  | 5.5mm*500mm. | MB1R55500. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51598 | 连接杆  | 5.5mm*500mm. | MB1R55500. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51599 | 连接杆  | 5.5mm*500mm. | MB1R55500. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51600 | 连接杆  | 5.5mm*500mm. | MB1R55500. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51601 | 连接杆  | 5.5mm*500mm. | MB1R55500. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51602 | 连接杆  | 5.5mm*500mm. | MB1R55500. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51603 | 连接杆  | 5.5mm*500mm. | MB1R55500. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                                                       | 产品型号                                           | 生产企业               | 挂网企业 |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|------|
| JC51604 | 连接杆  | 5.5mm*500mm.                                                                               | MB1R55500.                                     | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51605 | 连接杆  | 5.5mm*500mm.                                                                               | MB1R55500.                                     | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51606 | 连接杆  | 5.5mm*500mm.                                                                               | MB1R55500.                                     | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51607 | 连接杆  | 5.5mm*500mm.                                                                               | MB1R55500.                                     | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51608 | 连接杆  | 5.5mm*500mm.                                                                               | MB1R55500.                                     | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51609 | 连接杆  | 5.5mm*500mm.                                                                               | MB1R55500.                                     | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51610 | 连接杆  | 5.5mm*500mm.                                                                               | MB1R55500.                                     | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51611 | 连接杆  | 5.5mm*500mm.                                                                               | MB1R55500.                                     | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51612 | 连接杆  | 5.5mm*500mm.                                                                               | MB1R55500.                                     | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51613 | 连接杆  | 5.5mm*92mm\$5.5mm*106mm\$5.5mm*120mm\$5.5mm*132mm\$5.5mm*144mm\$5.5mm*158mm\$5.5mm*185mm\$ | MB1R5592\$ MB1R55106\$ MB1R55120\$ MB1R55132\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51614 | 连接杆  | 5.5mm*92mm\$5.5mm*106mm\$5.5mm*120mm\$5.5mm*132mm\$5.5mm*144mm\$5.5mm*158mm\$5.5mm*185mm\$ | MB1R5592\$ MB1R55106\$ MB1R55120\$ MB1R55132\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51615 | 连接杆  | 5.5mm*92mm\$5.5mm*106mm\$5.5mm*120mm\$5.5mm*132mm\$5.5mm*144mm\$5.5mm*158mm\$5.5mm*185mm\$ | MB1R5592\$ MB1R55106\$ MB1R55120\$ MB1R55132\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                                                                       | 产品型号                                                 | 生产企业               | 挂网企业 |
|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|------|
| JC51616 | 连接杆       | 5.5mm*92mm\$5.5mm*106mm\$5.5mm*120mm\$5.5mm*132mm\$5.5mm*144mm\$5.5mm*158mm\$5.5mm*185mm\$ | MB1R5592\$ MB1R55106\$<br>MB1R55120\$<br>MB1R55132\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51617 | 连接杆       | 5.5mm*92mm\$5.5mm*106mm\$5.5mm*120mm\$5.5mm*132mm\$5.5mm*144mm\$5.5mm*158mm\$5.5mm*185mm\$ | MB1R5592\$ MB1R55106\$<br>MB1R55120\$<br>MB1R55132\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51618 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽-                             | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$                                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51619 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽-                             | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$                                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51620 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽-                             | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$                                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51621 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽-                             | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$                                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51622 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽-                             | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$                                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51623 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽-                             | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$                                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51624 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽-                             | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$                                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51625 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽-                             | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$                                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51626 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽-                             | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$                                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51627 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽-                             | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$                                | 法国SPINEWAY S. A. S |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                                           | 产品型号                  | 生产企业               | 挂网企业 |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|------|
| JC51628 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51629 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51630 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51631 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51632 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51633 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51634 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51635 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51636 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51637 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51638 | 多轴横向连接器套件 | 板-27.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP20\$ MB1TCP30\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51639 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55.   | 法国SPINEWAY S. A. S |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                                           | 产品型号                | 生产企业               | 挂网企业 |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------|
| JC51640 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51641 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51642 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51643 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51644 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51645 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51646 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51647 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51648 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51649 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51650 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51651 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |



| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                                           | 产品型号                | 生产企业               | 挂网企业 |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|------|
| JC51652 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51653 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51654 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51655 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51656 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51657 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51658 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51659 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51660 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51661 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51662 | 多轴横向连接器套件 | 板-52.6mm*2mm（数量：1）\$钩-15mm*8.3mm*8mm（数量：2）\$小钉-15mm（数量：2）\$螺帽- | MB1TCP40\$MB1TCP55. | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51663 | 横向钩       | 16.05mm*22.5mm.                                                | MB1TH0              | 法国SPINEWAY S. A. S |      |

| 流水号     | 产品名称  | 产品规格                           | 产品型号              | 生产企业               | 挂网企业 |
|---------|-------|--------------------------------|-------------------|--------------------|------|
| JC51664 | 横向钩   | 16.05mm*22.5mm.                | MB1TH0            | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51665 | 偏置板钩  | 10.2mm*21.9mm\$10.2mm*21.9mm\$ | MB1TRO\$ MB1TLO\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51666 | 偏置板钩  | 10.2mm*21.9mm\$10.2mm*21.9mm\$ | MB1TRO\$ MB1TLO\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC51667 | 骨修复材料 | 长度*宽度*厚度：10*10*10mm，1个 / 袋     | A1                | 日本 奥林巴斯泰尔茂生物材料株式会社 |      |
| JC51668 | 骨修复材料 | 长度*宽度*厚度：20*10*10mm，1个 / 袋     | A2                | 日本 奥林巴斯泰尔茂生物材料株式会社 |      |
| JC51669 | 骨修复材料 | 长度*宽度*厚度：30*20*10mm，1个 / 袋     | A3                | 日本 奥林巴斯泰尔茂生物材料株式会社 |      |
| JC51670 | 骨修复材料 | 长度*宽度*厚度：50*30*10mm，1个 / 袋     | A4                | 日本 奥林巴斯泰尔茂生物材料株式会社 |      |
| JC51671 | 骨修复材料 | 直径8mm，长度20mm，1个 / 袋            | B0820             | 日本 奥林巴斯泰尔茂生物材料株式会社 |      |
| JC51672 | 骨修复材料 | 直径12mm，长度10mm，1个 / 袋           | B1210             | 日本 奥林巴斯泰尔茂生物材料株式会社 |      |
| JC51673 | 骨修复材料 | 直径12mm，长度30mm，1个 / 袋           | B1230             | 日本 奥林巴斯泰尔茂生物材料株式会社 |      |
| JC51674 | 骨修复材料 | 颗粒直径0.5-1.5mm，1g / 袋           | G1-1              | 日本 奥林巴斯泰尔茂生物材料株式会社 |      |
| JC51675 | 骨修复材料 | 颗粒直径0.5-1.5mm，5g / 袋           | G1-5              | 日本 奥林巴斯泰尔茂生物材料株式会社 |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格                 | 产品型号      | 生产企业                      | 挂网企业 |
|---------|--------|----------------------|-----------|---------------------------|------|
| JC51676 | 骨修复材料  | 颗粒直径1.0-3.0mm，1g / 袋 | G2-1      | 日本 奥林巴斯泰尔茂生物材料株式会社        |      |
| JC51677 | 骨修复材料  | 颗粒直径1.0-3.0mm，5g / 袋 | G2-5      | 日本 奥林巴斯泰尔茂生物材料株式会社        |      |
| JC51678 | 骨修复材料  | 颗粒直径2.8-5.0mm，2g / 袋 | G3-2      | 日本 奥林巴斯泰尔茂生物材料株式会社        |      |
| JC51679 | 骨修复材料  | 颗粒直径2.8-5.0mm，2g / 袋 | G3-2      | 日本 奥林巴斯泰尔茂生物材料株式会社        |      |
| JC51680 | 骨修复材料  | 颗粒直径2.8-5.0mm，5g / 袋 | G3-5      | 日本 奥林巴斯泰尔茂生物材料株式会社        |      |
| JC51681 | 骨修复材料  | 颗粒直径2.8-5.0mm，5g / 袋 | G3-5      | 日本 奥林巴斯泰尔茂生物材料株式会社        |      |
| JC51682 | 骨修复材料  | 颗粒直径4.7-8.0mm，2g / 袋 | G4-2      | 日本 奥林巴斯泰尔茂生物材料株式会社        |      |
| JC51683 | 骨修复材料  | 颗粒直径4.7-8.0mm，2g / 袋 | G4-2      | 日本 奥林巴斯泰尔茂生物材料株式会社        |      |
| JC51684 | 骨修复材料  | 颗粒直径4.7-8.0mm，5g / 袋 | G4-5      | 日本 奥林巴斯泰尔茂生物材料株式会社        |      |
| JC51685 | 骨修复材料  | 颗粒直径4.7-8.0mm，5g / 袋 | G4-5      | 日本 奥林巴斯泰尔茂生物材料株式会社        |      |
| JC51686 | NCB锁钉帽 | 帽                    | 203150300 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51687 | NCB锁钉帽 | 帽                    | 203150300 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                     | 产品规格                                                                                      | 产品型号                                                                              | 生产企业                      | 挂网企业 |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| JC51688 | NCB锁钉帽                   | 帽                                                                                         | 203150300                                                                         | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51689 | NCB胫骨近端外侧钢板              | NCB胫骨近端外侧钢板（左右）<br>5hole, right\$7hole,<br>right\$9hole, right\$13hole,                   | 0202261305\$020226130<br>7\$0202261309\$0202261<br>313\$0202261205\$02022         | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51690 | NCB胫骨近端外侧钢板              | NCB胫骨近端外侧钢板（左右）<br>5hole, right\$7hole,<br>right\$9hole, right\$13hole,                   | 0202261305\$020226130<br>7\$0202261309\$0202261<br>313\$0202261205\$02022         | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51691 | NCB股骨远端钢板                | 5孔消毒包装；左\$5孔消毒包装右<br>\$9孔消毒包装；左\$9孔消毒包装<br>右\$13孔消毒包装；左\$13孔消毒                            | 02. 02260. 005\$02. 0226<br>0. 009\$02. 02260. 013\$0<br>2. 02260. 105\$02. 02260 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51692 | NCB 自攻螺钉（5.0mm皮质骨<br>锁定） | 14mm\$ 16mm\$ 18mm\$ 20mm\$<br>22mm\$ 24mm\$ 26mm\$ 28mm\$<br>30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$ | 02. 03150. 014\$02. 0315<br>0. 016\$02. 03150. 018\$0<br>2. 03150. 020\$02. 03150 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51693 | NCB 自攻螺钉（5.0mm皮质骨<br>锁定） | 14mm\$ 16mm\$ 18mm\$ 20mm\$<br>22mm\$ 24mm\$ 26mm\$ 28mm\$<br>30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$ | 02. 03150. 014\$02. 0315<br>0. 016\$02. 03150. 018\$0<br>2. 03150. 020\$02. 03150 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51694 | NCB 自攻螺钉（5.0mm皮质骨<br>锁定） | 14mm\$ 16mm\$ 18mm\$ 20mm\$<br>22mm\$ 24mm\$ 26mm\$ 28mm\$<br>30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$ | 02. 03150. 014\$02. 0315<br>0. 016\$02. 03150. 018\$0<br>2. 03150. 020\$02. 03150 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51695 | NCB 自攻螺钉（5.0mm皮质骨<br>锁定） | 14mm\$ 16mm\$ 18mm\$ 20mm\$<br>22mm\$ 24mm\$ 26mm\$ 28mm\$<br>30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$ | 02. 03150. 014\$02. 0315<br>0. 016\$02. 03150. 018\$0<br>2. 03150. 020\$02. 03150 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51696 | NCB 自攻螺钉（5.0mm皮质骨<br>锁定） | 14mm\$ 16mm\$ 18mm\$ 20mm\$<br>22mm\$ 24mm\$ 26mm\$ 28mm\$<br>30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$ | 02. 03150. 014\$02. 0315<br>0. 016\$02. 03150. 018\$0<br>2. 03150. 020\$02. 03150 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51697 | NCB自攻松质骨螺钉（5.0mm<br>锁定）  | 50mm\$ 55mm\$ 60mm\$ 65mm\$<br>70mm\$ 75mm\$ 80mm\$ 85mm                                  | 02. 03152. 050\$02. 0315<br>2. 055\$02. 03152. 060\$0<br>2. 03152. 065\$02. 03152 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51698 | NCB自攻松质骨螺钉（5.0mm<br>锁定）  | 50mm\$ 55mm\$ 60mm\$ 65mm\$<br>70mm\$ 75mm\$ 80mm\$ 85mm                                  | 02. 03152. 050\$02. 0315<br>2. 055\$02. 03152. 060\$0<br>2. 03152. 065\$02. 03152 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51699 | NCB 自攻螺钉（4.0mm锁定皮<br>质骨） | 14mm\$ 16mm\$ 18mm\$ 20mm\$<br>22mm\$ 24mm\$ 26mm\$ 28mm\$<br>30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$ | 02. 03155. 014\$02. 0315<br>5. 016\$02. 03155. 018\$0<br>2. 03155. 020\$02. 03155 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                      | 产品规格                                                                                      | 产品型号                                                                     | 生产企业                      | 挂网企业 |
|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| JC51700 | NCB 自攻螺钉（4.0mm锁定皮<br>质骨）  | 14mm\$ 16mm\$ 18mm\$ 20mm\$<br>22mm\$ 24mm\$ 26mm\$ 28mm\$<br>30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$ | 02.03155.014\$02.0315<br>5.016\$02.03155.018\$0<br>2.03155.020\$02.03155 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51701 | NCB 自攻螺钉（4.0mm锁定皮<br>质骨）  | 14mm\$ 16mm\$ 18mm\$ 20mm\$<br>22mm\$ 24mm\$ 26mm\$ 28mm\$<br>30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$ | 02.03155.014\$02.0315<br>5.016\$02.03155.018\$0<br>2.03155.020\$02.03155 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51702 | NCB 自钻中空螺钉（4.0mm锁<br>定）   | 14mm\$ 16mm\$ 18mm\$ 20mm\$<br>22mm\$ 24mm\$ 26mm\$ 28mm\$<br>30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$ | 02.03155.014\$02.0315<br>5.016\$02.03155.018\$0<br>2.03155.020\$02.03155 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51703 | NCB 自钻中空螺钉（4.0mm锁<br>定）   | 14mm\$ 16mm\$ 18mm\$ 20mm\$<br>22mm\$ 24mm\$ 26mm\$ 28mm\$<br>30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$ | 02.03155.014\$02.0315<br>5.016\$02.03155.018\$0<br>2.03155.020\$02.03155 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51704 | NCB 自钻中空螺钉（4.0mm锁<br>定）   | 14mm\$ 16mm\$ 18mm\$ 20mm\$<br>22mm\$ 24mm\$ 26mm\$ 28mm\$<br>30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$ | 02.03155.014\$02.0315<br>5.016\$02.03155.018\$0<br>2.03155.020\$02.03155 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51705 | NCB 自钻中空螺钉（4.0mm锁<br>定）   | 14mm\$ 16mm\$ 18mm\$ 20mm\$<br>22mm\$ 24mm\$ 26mm\$ 28mm\$<br>30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$ | 02.03155.014\$02.0315<br>5.016\$02.03155.018\$0<br>2.03155.020\$02.03155 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51706 | NCB 自钻中空螺钉（4.0mm锁<br>定）   | 14mm\$ 16mm\$ 18mm\$ 20mm\$<br>22mm\$ 24mm\$ 26mm\$ 28mm\$<br>30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$ | 02.03155.014\$02.0315<br>5.016\$02.03155.018\$0<br>2.03155.020\$02.03155 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51707 | NCB自钻中空松质骨螺钉<br>（4.5mm锁定） | 30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$<br>38mm\$ 40mm\$ 42mm\$ 44mm\$<br>46mm\$ 48mm\$ 50mm\$        | 02.03158.030\$02.0315<br>8.032\$02.03158.034\$0<br>2.03158.036\$02.03158 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51708 | NCB自钻中空松质骨螺钉<br>（4.5mm锁定） | 30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$<br>38mm\$ 40mm\$ 42mm\$ 44mm\$<br>46mm\$ 48mm\$ 50mm\$        | 02.03158.030\$02.0315<br>8.032\$02.03158.034\$0<br>2.03158.036\$02.03158 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51709 | NCB自钻中空松质骨螺钉<br>（4.5mm锁定） | 30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$<br>38mm\$ 40mm\$ 42mm\$ 44mm\$<br>46mm\$ 48mm\$ 50mm\$        | 02.03158.030\$02.0315<br>8.032\$02.03158.034\$0<br>2.03158.036\$02.03158 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51710 | NCB自钻中空松质骨螺钉<br>（4.5mm锁定） | 30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$<br>38mm\$ 40mm\$ 42mm\$ 44mm\$<br>46mm\$ 48mm\$ 50mm\$        | 02.03158.030\$02.0315<br>8.032\$02.03158.034\$0<br>2.03158.036\$02.03158 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC51711 | NCB自钻中空松质骨螺钉<br>（4.5mm锁定） | 30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$<br>38mm\$ 40mm\$ 42mm\$ 44mm\$<br>46mm\$ 48mm\$ 50mm\$        | 02.03158.030\$02.0315<br>8.032\$02.03158.034\$0<br>2.03158.036\$02.03158 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                      | 产品规格                                                                               | 产品型号                                                                     | 生产企业                       | 挂网企业 |
|---------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| JC51712 | NCB自钻中空松质骨螺钉<br>(4.5mm锁定) | 30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$<br>38mm\$ 40mm\$ 42mm\$ 44mm\$<br>46mm\$ 48mm\$ 50mm\$ | 02.03158.030\$02.0315<br>8.032\$02.03158.034\$0<br>2.03158.036\$02.03158 | 瑞士Zimmer GmbH (瑞士捷迈责任有限公司) |      |
| JC51713 | NCB自钻中空松质骨螺钉<br>(4.5mm锁定) | 30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$<br>38mm\$ 40mm\$ 42mm\$ 44mm\$<br>46mm\$ 48mm\$ 50mm\$ | 02.03158.030\$02.0315<br>8.032\$02.03158.034\$0<br>2.03158.036\$02.03158 | 瑞士Zimmer GmbH (瑞士捷迈责任有限公司) |      |
| JC51714 | NCB自钻中空松质骨螺钉<br>(4.5mm锁定) | 30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$<br>38mm\$ 40mm\$ 42mm\$ 44mm\$<br>46mm\$ 48mm\$ 50mm\$ | 02.03158.030\$02.0315<br>8.032\$02.03158.034\$0<br>2.03158.036\$02.03158 | 瑞士Zimmer GmbH (瑞士捷迈责任有限公司) |      |
| JC51715 | NCB自钻中空松质骨螺钉<br>(4.5mm锁定) | 30mm\$ 32mm\$ 34mm\$ 36mm\$<br>38mm\$ 40mm\$ 42mm\$ 44mm\$<br>46mm\$ 48mm\$ 50mm\$ | 02.03158.030\$02.0315<br>8.032\$02.03158.034\$0<br>2.03158.036\$02.03158 | 瑞士Zimmer GmbH (瑞士捷迈责任有限公司) |      |
| JC51716 | NCB股骨远端钛板                 | 5孔非消毒包装; 左\$5孔非消毒包<br>装右\$9孔非消毒包装; 左\$9孔非<br>消毒包装右\$13孔非消毒包装; 左                    | 02.03260.005\$02.0326<br>0.009\$02.03260.013\$0<br>2.03260.105\$02.03260 | 瑞士Zimmer GmbH (瑞士捷迈责任有限公司) |      |
| JC51717 | NCB股骨远端钛板                 | 5孔非消毒包装; 左\$5孔非消毒包<br>装右\$9孔非消毒包装; 左\$9孔非<br>消毒包装右\$13孔非消毒包装; 左                    | 02.03260.005\$02.0326<br>0.009\$02.03260.013\$0<br>2.03260.105\$02.03260 | 瑞士Zimmer GmbH (瑞士捷迈责任有限公司) |      |
| JC51718 | NCB股骨远端钛板                 | 5孔非消毒包装; 左\$5孔非消毒包<br>装右\$9孔非消毒包装; 左\$9孔非<br>消毒包装右\$13孔非消毒包装; 左                    | 02.03260.005\$02.0326<br>0.009\$02.03260.013\$0<br>2.03260.105\$02.03260 | 瑞士Zimmer GmbH (瑞士捷迈责任有限公司) |      |
| JC51719 | NCB股骨远端钛板                 | 5孔非消毒包装; 左\$5孔非消毒包<br>装右\$9孔非消毒包装; 左\$9孔非<br>消毒包装右\$13孔非消毒包装; 左                    | 02.03260.005\$02.0326<br>0.009\$02.03260.013\$0<br>2.03260.105\$02.03260 | 瑞士Zimmer GmbH (瑞士捷迈责任有限公司) |      |
| JC51720 | NCB股骨远端钛板                 | 5孔非消毒包装; 左\$5孔非消毒包<br>装右\$9孔非消毒包装; 左\$9孔非<br>消毒包装右\$13孔非消毒包装; 左                    | 02.03260.005\$02.0326<br>0.009\$02.03260.013\$0<br>2.03260.105\$02.03260 | 瑞士Zimmer GmbH (瑞士捷迈责任有限公司) |      |
| JC51721 | NCB肱骨近端钛板                 | 4孔 (以上为非消毒包装) \$5孔<br>(以上为非消毒包装)                                                   | 02.03262.004<br>\$02.03262.005                                           | 瑞士Zimmer GmbH (瑞士捷迈责任有限公司) |      |
| JC51722 | NCB肱骨近端钛板                 | 4孔 (以上为非消毒包装) \$5孔<br>(以上为非消毒包装)                                                   | 02.03262.004<br>\$02.03262.005                                           | 瑞士Zimmer GmbH (瑞士捷迈责任有限公司) |      |
| JC51723 | NCB T型小钛板                 | 7孔异性钛板                                                                             | 02.03262.101                                                             | 瑞士Zimmer GmbH (瑞士捷迈责任有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称                 | 产品规格                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC51724 | 前路颈椎椎间融合器（商品名：ROI-C） | 融合器固定夹 长9.5mm 融合器固定夹 长11mm                                     | MC1005T \$MC1006T                                                   | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC51725 | 前路颈椎椎间融合器（商品名：ROI-C） | 颈椎融合器14*14mm H4.5mm，H5mm，H6mm，H7mm，H8mm，H9mm，H10mm；颈椎融合器       | MC1310P\$MC1311P\$MC1312P\$MC1313P\$MC1314P\$MC1315P\$MC1316P；      | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC51726 | 前路颈椎椎间融合器（商品名：ROI-C） | 颈椎融合器14*14mm H4.5mm，H5mm，H6mm，H7mm，H8mm，H9mm，H10mm；颈椎融合器       | MC1310P\$MC1311P\$MC1312P\$MC1313P\$MC1314P\$MC1315P\$MC1316P；      | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC51727 | 前路腰椎椎间融合器（商品名：ROI-A） | ROI-A融合器固定夹 L大号 ROI-A融合器固定夹 M中号 ROI-A融合器固定夹 S小号                | IR2007T\$IR2008T\$IR2009T                                           | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC51728 | 前路腰椎椎间融合器（商品名：ROI-A） | ROI-A融合器固定夹 L大号 ROI-A融合器固定夹 M中号 ROI-A融合器固定夹 S小号                | IR2007T\$IR2008T\$IR2009T                                           | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC51729 | 前路腰椎椎间融合器（商品名：ROI-A） | 腰椎融合器 正中型P*L:23*26 H（09，10，11，12，13）mm 2°，H（09，10，11，12，13，    | IR2411P\$IR2412P\$IR2413P\$IR2414P\$IR2415P\$IR2421P\$IR2422P\$IR24 | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC51730 | 前路腰椎椎间融合器（商品名：ROI-A） | 腰椎融合器 正中型P*L:23*26 H（09，10，11，12，13）mm 2°，H（09，10，11，12，13，    | IR2411P\$IR2412P\$IR2413P\$IR2414P\$IR2415P\$IR2421P\$IR2422P\$IR24 | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC51731 | 前路腰椎椎间融合器（商品名：ROI-A） | 腰椎融合器 倾斜型P*L:23*26 H（09，10，11，12，13）mm 2°，H（09，10，11，12，13，    | IR2411P\$IR2412P\$IR2413P\$IR2414P\$IR2415P\$IR2421P\$IR2422P\$IR24 | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC51732 | 前路腰椎椎间融合器（商品名：ROI-A） | 腰椎融合器 倾斜型P*L:23*26 H（09，10，11，12，13）mm 2°，H（09，10，11，12，13，    | IR2411P\$IR2412P\$IR2413P\$IR2414P\$IR2415P\$IR2421P\$IR2422P\$IR24 | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC51733 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）        | 4.0mm，长度：5mm\$4.0mm，长度：6mm\$4.0mm，长度：7mm\$4.0mm，长度：8mm\$4.0mm， | HBQ03                                                               | 苏州海欧斯医疗器械有限公司           |      |
| JC51734 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）        | 4.0mm，长度：5mm\$4.0mm，长度：6mm\$4.0mm，长度：7mm\$4.0mm，长度：8mm\$4.0mm， | HBQ03                                                               | 苏州海欧斯医疗器械有限公司           |      |
| JC51735 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）        | 4.0mm，长度：5mm\$4.0mm，长度：6mm\$4.0mm，长度：7mm\$4.0mm，长度：8mm\$4.0mm， | HBQ03                                                               | 苏州海欧斯医疗器械有限公司           |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC51736 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 6.5mm，长度：10mm\$6.5mm，长度：11mm\$6.5mm，长度：12mm\$6.5mm，长度： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51737 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 6.5mm，长度：10mm\$6.5mm，长度：11mm\$6.5mm，长度：12mm\$6.5mm，长度： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51738 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 6.5mm，长度：10mm\$6.5mm，长度：11mm\$6.5mm，长度：12mm\$6.5mm，长度： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51739 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 6.5mm，长度：10mm\$6.5mm，长度：11mm\$6.5mm，长度：12mm\$6.5mm，长度： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51764 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：1.5mm，长度：4mm\$直径：1.5mm，长度：5mm\$直径：1.5mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51765 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：1.5mm，长度：4mm\$直径：1.5mm，长度：5mm\$直径：1.5mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51766 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：1.5mm，长度：4mm\$直径：1.5mm，长度：5mm\$直径：1.5mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51767 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：1.5mm，长度：4mm\$直径：1.5mm，长度：5mm\$直径：1.5mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51768 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：1.5mm，长度：4mm\$直径：1.5mm，长度：5mm\$直径：1.5mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51769 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：1.5mm，长度：4mm\$直径：1.5mm，长度：5mm\$直径：1.5mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51770 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：1.5mm，长度：4mm\$直径：1.5mm，长度：5mm\$直径：1.5mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51771 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：1.5mm，长度：4mm\$直径：1.5mm，长度：5mm\$直径：1.5mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC51772 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：1.5mm，长度：4mm\$直径：1.5mm，长度：5mm\$直径：1.5mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51773 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.0mm，长度：4mm\$直径：2.0mm，长度：5mm\$直径：2.0mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51774 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.0mm，长度：4mm\$直径：2.0mm，长度：5mm\$直径：2.0mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51775 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.0mm，长度：4mm\$直径：2.0mm，长度：5mm\$直径：2.0mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51776 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.0mm，长度：4mm\$直径：2.0mm，长度：5mm\$直径：2.0mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51777 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.0mm，长度：4mm\$直径：2.0mm，长度：5mm\$直径：2.0mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51778 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.0mm，长度：4mm\$直径：2.0mm，长度：5mm\$直径：2.0mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51779 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.0mm，长度：4mm\$直径：2.0mm，长度：5mm\$直径：2.0mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51780 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.0mm，长度：4mm\$直径：2.0mm，长度：5mm\$直径：2.0mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51781 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.0mm，长度：4mm\$直径：2.0mm，长度：5mm\$直径：2.0mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51782 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.0mm，长度：4mm\$直径：2.0mm，长度：5mm\$直径：2.0mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51783 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.0mm，长度：4mm\$直径：2.0mm，长度：5mm\$直径：2.0mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC51784 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.0mm，长度：4mm\$直径：2.0mm，长度：5mm\$直径：2.0mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51785 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.0mm，长度：4mm\$直径：2.0mm，长度：5mm\$直径：2.0mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51786 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.0mm，长度：4mm\$直径：2.0mm，长度：5mm\$直径：2.0mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51787 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.0mm，长度：4mm\$直径：2.0mm，长度：5mm\$直径：2.0mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51788 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.0mm，长度：4mm\$直径：2.0mm，长度：5mm\$直径：2.0mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51789 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.5mm，长度：4mm\$直径：2.5mm，长度：5mm\$直径：2.5mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51790 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.5mm，长度：4mm\$直径：2.5mm，长度：5mm\$直径：2.5mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51791 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.7mm，长度：4mm\$直径：2.7mm，长度：5mm\$直径：2.7mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51792 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.7mm，长度：4mm\$直径：2.7mm，长度：5mm\$直径：2.7mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51793 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.7mm，长度：4mm\$直径：2.7mm，长度：5mm\$直径：2.7mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51794 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.7mm，长度：4mm\$直径：2.7mm，长度：5mm\$直径：2.7mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51795 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.7mm，长度：4mm\$直径：2.7mm，长度：5mm\$直径：2.7mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC51796 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：2.7mm，长度：4mm\$直径：2.7mm，长度：5mm\$直径：2.7mm，长度：6mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51797 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：3.0mm，长度：5mm\$直径：3.0mm，长度：6mm\$直径：3.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51798 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.0mm，长度：5mm\$直径：3.0mm，长度：6mm\$直径：3.0mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51799 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.0mm，长度：5mm\$直径：3.0mm，长度：6mm\$直径：3.0mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51800 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：3.0mm，长度：5mm\$直径：3.0mm，长度：6mm\$直径：3.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51801 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.0mm，长度：5mm\$直径：3.0mm，长度：6mm\$直径：3.0mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51802 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.0mm，长度：5mm\$直径：3.0mm，长度：6mm\$直径：3.0mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51803 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.0mm，长度：5mm\$直径：3.0mm，长度：6mm\$直径：3.0mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51804 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.0mm，长度：5mm\$直径：3.0mm，长度：6mm\$直径：3.0mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51805 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：3.0mm，长度：5mm\$直径：3.0mm，长度：6mm\$直径：3.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51806 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：3.0mm，长度：5mm\$直径：3.0mm，长度：6mm\$直径：3.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51807 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：3.0mm，长度：5mm\$直径：3.0mm，长度：6mm\$直径：3.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                      | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC51808 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径：3.0mm，长度：5mm\$直径：3.0mm，长度：6mm\$直径：3.0mm，长度：7mm\$直径：    | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51809 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径：3.0mm，长度：5mm\$直径：3.0mm，长度：6mm\$直径：3.0mm，长度：7mm\$直径：    | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51810 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径：3.0mm，长度：5mm\$直径：3.0mm，长度：6mm\$直径：3.0mm，长度：7mm\$直径：    | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51811 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径：3.0mm，长度：5mm\$直径：3.0mm，长度：6mm\$直径：3.0mm，长度：7mm\$直径：    | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51812 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径：3.0mm，长度：5mm\$直径：3.0mm，长度：6mm\$直径：3.0mm，长度：7mm\$直径：    | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51813 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径：3.0mm，长度：5mm\$直径：3.0mm，长度：6mm\$直径：3.0mm，长度：7mm\$直径：    | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51814 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径：3.0mm，长度：5mm\$直径：3.0mm，长度：6mm\$直径：3.0mm，长度：7mm\$直径：    | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51815 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径：3.0mm，长度：5mm\$直径：3.0mm，长度：6mm\$直径：3.0mm，长度：7mm\$直径：    | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51816 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51817 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51818 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51819 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                      | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC51820 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51821 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51822 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51823 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51824 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51825 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51826 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51827 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51828 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51829 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51830 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51831 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                      | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC51832 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51833 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51834 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51835 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51836 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51837 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51838 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51839 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51840 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51841 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51842 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51843 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                      | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC51844 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51845 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51846 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51847 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51848 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51849 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51850 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51851 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51852 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51853 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51854 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51855 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                      | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC51856 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51857 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51858 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51859 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51860 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51861 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51862 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51863 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51864 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51865 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51866 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51867 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：10mm\$直径：3.5mm，长度：11mm\$直径：3.5mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC51868 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51869 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51870 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51871 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51872 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51873 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51874 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51875 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51876 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51877 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51878 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51879 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC51880 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51881 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51882 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51883 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51884 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51885 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51886 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51887 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51888 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51889 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51890 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51891 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC51892 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51893 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51894 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51895 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51896 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51897 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51898 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51899 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51900 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51901 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51902 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51903 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC51904 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51905 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51906 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51907 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51908 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51909 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51910 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51911 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51912 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51913 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51914 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51915 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC51916 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51917 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51918 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51919 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51920 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51921 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51922 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51923 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51924 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51925 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51926 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51927 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC51928 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51929 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51930 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51931 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51932 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51933 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51934 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51935 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51936 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51937 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51938 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51939 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC51940 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51941 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51942 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51943 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51944 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51945 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51946 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51947 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51948 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51949 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51950 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51951 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC51952 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51953 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51954 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51955 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51956 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51957 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51958 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51959 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51960 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51961 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51962 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51963 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC51964 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51965 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51966 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51967 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51968 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51969 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51970 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51971 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51972 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51973 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51974 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51975 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC51976 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51977 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51978 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51979 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51980 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51981 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51982 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51983 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51984 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51985 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51986 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51987 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC51988 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51989 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51990 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51991 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51992 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51993 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51994 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51995 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51996 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51997 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51998 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC51999 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52000 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52001 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52002 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52003 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52004 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52005 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52006 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52007 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52008 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52009 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52010 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52011 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                      | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52012 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径：3.5mm，长度：5mm\$直径：3.5mm，长度：6mm\$直径：3.5mm，长度：7mm\$直径：    | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52013 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52014 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52015 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52016 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52017 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52018 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52019 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52020 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52021 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52022 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52023 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                      | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52024 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52025 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52026 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52027 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52028 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52029 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52030 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52031 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52032 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52033 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52034 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52035 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉）  | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径：    | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52036 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52037 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52038 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52039 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52040 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52041 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52042 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52043 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52044 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52045 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52046 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52047 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52048 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52049 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52050 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52051 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52052 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52053 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52054 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52055 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52056 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52057 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52058 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52059 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52060 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52061 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52062 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52063 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52064 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52065 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52066 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52067 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52068 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52069 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52070 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52071 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52072 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52073 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52074 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52075 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52076 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52077 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52078 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52079 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52080 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52081 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52082 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52083 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                      | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52084 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径：    | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52085 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径：    | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52086 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径：    | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52087 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径：    | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52088 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径：    | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52089 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径：    | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52090 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径：    | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52091 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径：    | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52092 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径：    | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52093 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径：    | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52094 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径：4.0mm，长度：5mm\$直径：4.0mm，长度：6mm\$直径：4.0mm，长度：7mm\$直径：    | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52095 | 深螺纹螺钉         | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                      | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52096 | 深螺纹螺钉         | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52097 | 深螺纹螺钉         | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52098 | 深螺纹螺钉         | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52099 | 深螺纹螺钉         | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52100 | 深螺纹螺钉         | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52101 | 对称螺纹螺钉        | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HBZ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52102 | 对称螺纹螺钉        | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HBZ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52103 | 对称螺纹螺钉        | 直径：4.0mm，长度：10mm\$直径：4.0mm，长度：11mm\$直径：4.0mm，长度：12mm\$直径： | HBZ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52104 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径：    | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52105 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径：    | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52106 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径：    | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52107 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径：    | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52108 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52109 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52110 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52111 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52112 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52113 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52114 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52115 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52116 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52117 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52118 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52119 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52120 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52121 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52122 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52123 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52124 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52125 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52126 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52127 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52128 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52129 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52130 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52131 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52132 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52133 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52134 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52135 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52136 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52137 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52138 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52139 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52140 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52141 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52142 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52143 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52144 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52145 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52146 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52147 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52148 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52149 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52150 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52151 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52152 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52153 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52154 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52155 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52156 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52157 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52158 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52159 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52160 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52161 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52162 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52163 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52164 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52165 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52166 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52167 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52168 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52169 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52170 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52171 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52172 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52173 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52174 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52175 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52176 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52177 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52178 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52179 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                 | 产品规格                                                   | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52180 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）        | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52181 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉、4.5半螺纹） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52182 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉、4.5半螺纹） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52183 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉、4.5半螺纹） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52184 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）        | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52185 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉、4.5半螺纹） | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52186 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）        | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52187 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）        | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52188 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）        | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52189 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）        | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52190 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉4.5半螺纹）  | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52191 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉4.5mm）   | 直径：4.5mm，长度：5mm\$直径：4.5mm，长度：6mm\$直径：4.5mm，长度：7mm\$直径： | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                         | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52192 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉）  | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52193 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉）  | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52194 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉）  | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52195 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉）  | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52196 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉）  | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52197 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉）  | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52198 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉）  | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52199 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉）  | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52200 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52201 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52202 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52203 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                         | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52204 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52205 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52206 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52207 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52208 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52209 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52210 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52211 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52212 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52213 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52214 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52215 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                         | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52216 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52217 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52218 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52219 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52220 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52221 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52222 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52223 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52224 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52225 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52226 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52227 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                         | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52228 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52229 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52230 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:5.0mm长度:10mm\$直径:5.0mm长度:11mm\$直径:5.0mm长度:12mm\$直径:5.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52231 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52232 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52233 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52234 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52235 | 金属接骨螺钉（浅螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HAQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52236 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52237 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52238 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52239 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                         | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52240 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52241 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52242 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52243 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52244 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52245 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52246 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52247 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52248 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52249 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52250 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52251 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                         | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52252 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52253 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52254 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52255 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52256 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52257 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52258 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52259 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52260 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52261 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52262 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52263 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                         | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52264 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52265 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52266 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52267 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52268 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52269 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52270 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52271 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52272 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52273 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52274 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52275 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                         | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52276 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52277 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52278 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52279 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52280 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52281 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52282 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52283 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52284 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52285 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52286 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52287 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                         | 产品型号  | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------|------|
| JC52288 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52289 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52290 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52291 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52292 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52293 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52294 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52295 | 金属接骨螺钉（深螺纹螺钉）  | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HBQ03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52296 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52297 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52298 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC52299 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长 | HCZ05 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                                          | 产品型号                                                                | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC52300 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长                  | HCZ05                                                               | 苏州海欧斯医疗器械有限公司     |      |
| JC52301 | 金属接骨螺钉（对称螺纹螺钉） | 直径:6.0mm长度:10mm\$直径:6.0mm长度:11mm\$直径:6.0mm长度:12mm\$直径:6.0mm长                  | HCZ05                                                               | 苏州海欧斯医疗器械有限公司     |      |
| JC52302 | VuePoint 多轴向螺钉 | 3.5mm*10mm\$ 3.5mm*12mm\$ 3.5mm*14mm\$ 3.5mm*16mm\$ 3.5mm*18mm\$ 3.5mm*20mm\$ | 7905310\$7905312\$7905314\$7905316\$7905318\$7905320\$7905322\$7905 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52303 | VuePoint 多轴向螺钉 | 3.5mm*10mm\$ 3.5mm*12mm\$ 3.5mm*14mm\$ 3.5mm*16mm\$ 3.5mm*18mm\$ 3.5mm*20mm\$ | 7905310\$7905312\$7905314\$7905316\$7905318\$7905320\$7905322\$7905 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52304 | VuePoint 多轴向螺钉 | 3.5mm*10mm\$ 3.5mm*12mm\$ 3.5mm*14mm\$ 3.5mm*16mm\$ 3.5mm*18mm\$ 3.5mm*20mm\$ | 7905310\$7905312\$7905314\$7905316\$7905318\$7905320\$7905322\$7905 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52305 | VuePoint 多轴向螺钉 | 3.5mm*10mm\$ 3.5mm*12mm\$ 3.5mm*14mm\$ 3.5mm*16mm\$ 3.5mm*18mm\$ 3.5mm*20mm\$ | 7905310\$7905312\$7905314\$7905316\$7905318\$7905320\$7905322\$7905 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52306 | VuePoint 多轴向螺钉 | 3.5mm*10mm\$ 3.5mm*12mm\$ 3.5mm*14mm\$ 3.5mm*16mm\$ 3.5mm*18mm\$ 3.5mm*20mm\$ | 7905310\$7905312\$7905314\$7905316\$7905318\$7905320\$7905322\$7905 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52307 | VuePoint 多轴向螺钉 | 3.5mm*10mm\$ 3.5mm*12mm\$ 3.5mm*14mm\$ 3.5mm*16mm\$ 3.5mm*18mm\$ 3.5mm*20mm\$ | 7905310\$7905312\$7905314\$7905316\$7905318\$7905320\$7905322\$7905 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52308 | VuePoint 多轴向螺钉 | 3.5mm*10mm\$ 3.5mm*12mm\$ 3.5mm*14mm\$ 3.5mm*16mm\$ 3.5mm*18mm\$ 3.5mm*20mm\$ | 7905310\$7905312\$7905314\$7905316\$7905318\$7905320\$7905322\$7905 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52309 | VuePoint 多轴向螺钉 | 3.5mm*10mm\$ 3.5mm*12mm\$ 3.5mm*14mm\$ 3.5mm*16mm\$ 3.5mm*18mm\$ 3.5mm*20mm\$ | 7905310\$7905312\$7905314\$7905316\$7905318\$7905320\$7905322\$7905 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52310 | VuePoint 多轴向螺钉 | 3.5mm*10mm\$ 3.5mm*12mm\$ 3.5mm*14mm\$ 3.5mm*16mm\$ 3.5mm*18mm\$ 3.5mm*20mm\$ | 7905310\$7905312\$7905314\$7905316\$7905318\$7905320\$7905322\$7905 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52311 | VuePoint 多轴向螺钉 | 3.5mm*10mm\$ 3.5mm*12mm\$ 3.5mm*14mm\$ 3.5mm*16mm\$ 3.5mm*18mm\$ 3.5mm*20mm\$ | 7905310\$7905312\$7905314\$7905316\$7905318\$7905320\$7905322\$7905 | 美国NuVasive, Inc.: |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC52312 | VuePoint 多轴向螺钉 | 3.5mm*10mm\$ 3.5mm*12mm\$<br>3.5mm*14mm\$ 3.5mm*16mm\$<br>3.5mm*18mm\$ 3.5mm*20mm\$            | 7905310\$7905312\$7905314\$7905316\$7905318\$7905320\$7905322\$7905 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52313 | VuePoint 棒     | 3.5mm*120mm                                                                                    | 7906120,                                                            | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52314 | VuePoint 棒     | 3.5mm*120mm                                                                                    | 7906120,                                                            | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52315 | VuePoint 棒     | 3.5mm*120mm                                                                                    | 7906120,                                                            | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52316 | VuePoint 棒     | 3.5mm*120mm                                                                                    | 7906120,                                                            | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52317 | VuePoint 横连接器  | 26mm\$ 28mm\$ 30mm\$ 32mm\$<br>34mm\$ 36mm\$ 38mm\$ 40mm\$<br>42mm\$ 44mm\$ 46mm\$ 48mm\$ 50mm | 7906126\$7906128\$7906130\$7906132\$7906134\$7906136\$7906138\$7906 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52318 | VuePoint 横连接器  | 26mm\$ 28mm\$ 30mm\$ 32mm\$<br>34mm\$ 36mm\$ 38mm\$ 40mm\$<br>42mm\$ 44mm\$ 46mm\$ 48mm\$ 50mm | 7906126\$7906128\$7906130\$7906132\$7906134\$7906136\$7906138\$7906 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52319 | VuePoint 横连接器  | 26mm\$ 28mm\$ 30mm\$ 32mm\$<br>34mm\$ 36mm\$ 38mm\$ 40mm\$<br>42mm\$ 44mm\$ 46mm\$ 48mm\$ 50mm | 7906126\$7906128\$7906130\$7906132\$7906134\$7906136\$7906138\$7906 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52320 | VuePoint 横连接器  | 26mm\$ 28mm\$ 30mm\$ 32mm\$<br>34mm\$ 36mm\$ 38mm\$ 40mm\$<br>42mm\$ 44mm\$ 46mm\$ 48mm\$ 50mm | 7906126\$7906128\$7906130\$7906132\$7906134\$7906136\$7906138\$7906 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52321 | VuePoint 横连接器  | 26mm\$ 28mm\$ 30mm\$ 32mm\$<br>34mm\$ 36mm\$ 38mm\$ 40mm\$<br>42mm\$ 44mm\$ 46mm\$ 48mm\$ 50mm | 7906126\$7906128\$7906130\$7906132\$7906134\$7906136\$7906138\$7906 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52322 | VuePoint 棒     | 3.5mm*240mm                                                                                    | 7906240,                                                            | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52323 | VuePoint 棒     | 3.5mm*240mm                                                                                    | 7906240,                                                            | 美国NuVasive, Inc.: |      |

| 流水号     | 产品名称            | 产品规格                                                                         | 产品型号                                                                | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC52324 | VuePoint 预弯棒    | 3.5mm*240mm（45°）                                                             | 7906300,                                                            | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52325 | VuePoint 预弯棒    | 3.5mm*240mm（45°）                                                             | 7906300,                                                            | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52326 | VuePoint 预弯棒    | 3.5mm*240mm（45°）                                                             | 7906300,                                                            | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52327 | VuePoint 预弯棒    | 3.5mm*240mm（45°）                                                             | 7906300,                                                            | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52328 | VuePoint 预弯棒    | 3.5mm*240mm（45°）                                                             | 7906300,                                                            | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52329 | VuePoint 小孔连接器  | 枕骨                                                                           | 7906302,                                                            | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52330 | VuePoint 小孔连接器  | 枕骨                                                                           | 7906302,                                                            | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52331 | VuePoint 皮质枕骨螺钉 | 4.5mm*6mm\$5.0mm*6mm\$<br>4.5mm*8mm\$5.0mm*8mm\$<br>4.5mm*10mm\$5.0mm*10mm\$ | 7906306\$7906308\$7906310\$7906312\$7906314\$7906356\$7906358\$7906 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52332 | VuePoint 皮质枕骨螺钉 | 4.5mm*6mm\$5.0mm*6mm\$<br>4.5mm*8mm\$5.0mm*8mm\$<br>4.5mm*10mm\$5.0mm*10mm\$ | 7906306\$7906308\$7906310\$7906312\$7906314\$7906356\$7906358\$7906 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52333 | VuePoint 皮质枕骨螺钉 | 4.5mm*6mm\$5.0mm*6mm\$<br>4.5mm*8mm\$5.0mm*8mm\$<br>4.5mm*10mm\$5.0mm*10mm\$ | 7906306\$7906308\$7906310\$7906312\$7906314\$7906356\$7906358\$7906 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52334 | VuePoint 皮质枕骨螺钉 | 4.5mm*6mm\$5.0mm*6mm\$<br>4.5mm*8mm\$5.0mm*8mm\$<br>4.5mm*10mm\$5.0mm*10mm\$ | 7906306\$7906308\$7906310\$7906312\$7906314\$7906356\$7906358\$7906 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC52335 | VuePoint 皮质枕骨螺钉 | 4.5mm*6mm\$5.0mm*6mm\$<br>4.5mm*8mm\$5.0mm*8mm\$<br>4.5mm*10mm\$5.0mm*10mm\$ | 7906306\$7906308\$7906310\$7906312\$7906314\$7906356\$7906358\$7906 | 美国NuVasive, Inc.: |      |

| 流水号     | 产品名称         | 产品规格             | 产品型号                        | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|--------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|------|
| JC52336 | VuePoint 枕骨板 | 35mm\$40mm\$45mm | 7906335\$7906340\$7906345\$ | 美国NuVasive, Inc.:       |      |
| JC52337 | VuePoint 枕骨板 | 35mm\$40mm\$45mm | 7906335\$7906340\$7906345\$ | 美国NuVasive, Inc.:       |      |
| JC52338 | VuePoint 枕骨板 | 35mm\$40mm\$45mm | 7906335\$7906340\$7906345\$ | 美国NuVasive, Inc.:       |      |
| JC52339 | 骨水泥          | Osteopal V       | /                           | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52340 | 骨水泥          | Osteopal V       | /                           | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52341 | 骨水泥          | Osteopal V       | /                           | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52342 | 骨水泥          | Osteopal V       | /                           | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52343 | 骨水泥          | Osteopal V       | /                           | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52344 | 骨水泥          | Osteopal V       | /                           | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52345 | 骨水泥          | Osteopal V       | /                           | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52346 | 骨水泥          | 20g              | Osteopal v                  | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52347 | 骨水泥          | Osteopal V       | Osteopal V                  | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |



| 流水号     | 产品名称 | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|------|------------|------------|-------------------------|------|
| JC52348 | 骨水泥  | Osteopal V | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52349 | 骨水泥  | Osteopal V | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52350 | 骨水泥  | Osteopal V | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52351 | 骨水泥  | Osteopal V | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52352 | 骨水泥  | Osteopal V | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52353 | 骨水泥  | Osteopal V | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52354 | 骨水泥  | Osteopal V | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52355 | 骨水泥  | Osteopal V | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52356 | 骨水泥  | Osteopal V | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52357 | 骨水泥  | Osteopal V | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52358 | 骨水泥  | Osteopal V | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52359 | 骨水泥  | Osteopal V | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格           | 产品型号       | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|------|----------------|------------|-------------------------|------|
| JC52360 | 骨水泥  | Osteopal V     | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52361 | 骨水泥  | Osteopal V     | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52362 | 骨水泥  | Osteopal V     | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52363 | 骨水泥  | Osteopal V     | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52364 | 骨水泥  | Osteopal V     | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52365 | 骨水泥  | Osteopal V     | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52366 | 骨水泥  | Osteopal V     | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52367 | 骨水泥  | Osteopal V     | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52368 | 骨水泥  | Osteopal V     | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52369 | 骨水泥  | Osteopal V     | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52370 | 骨水泥  | Osteopal V 20g | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52371 | 骨水泥  | Osteopal V 20g | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                 | 产品型号       | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|------|----------------------|------------|-------------------------|------|
| JC52372 | 骨水泥  | Osteopal V 20g       | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52373 | 骨水泥  | Osteopal V 20g       | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52374 | 骨水泥  | Osteopal V 20g       | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52375 | 骨水泥  | Osteopal V 20g       | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52376 | 骨水泥  | Osteopal V 20g       | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52377 | 骨水泥  | Osteopal V 20g       | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52378 | 骨水泥  | Osteopal V 20g容量装    | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52379 | 骨水泥  | Osteopal V 20g容量装    | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52380 | 骨水泥  | Osteopal V 20g容量装    | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52381 | 骨水泥  | Osteopal V 20g容量装    | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52382 | 骨水泥  | Osteopal V, 骨水泥, 20g | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52383 | 骨水泥  | Osteopal V, 骨水泥, 20g | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格                                                                    | 产品型号                                                   | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC52384 | 骨水泥     | Osteopal V, 骨水泥, 20g                                                    | Osteopal V                                             | 德国 Heraeus Medical GmbH |      |
| JC52386 | 固定器（组合） | 0° 35\$0° 40\$6° 35\$6° 40\$12° 35\$12° 40                              | 12140035、12140040、12140635、12140640、12141235、12141240  | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司       |      |
| JC52387 | 棍       | D3.0, L70\$D3.0, L90                                                    | 11680070、11680090                                      | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司       |      |
| JC52388 | 棍       | D3.0, L70\$D3.0, L90                                                    | 11680070、11680090                                      | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司       |      |
| JC52389 | 偏口U型钉   | D3.5, L10\$D3.5, L12\$D3.5, L14\$D3.5, L16\$D3.5, L18\$D3.5, L20\$D3.5, | 13013510、13013512、13013514、13013516、13013518、13013520、 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司       |      |
| JC52390 | 偏口U型钉   | D3.5, L10\$D3.5, L12\$D3.5, L14\$D3.5, L16\$D3.5, L18\$D3.5, L20\$D3.5, | 13013510、13013512、13013514、13013516、13013518、13013520、 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司       |      |
| JC52391 | 连接杆     | D3.5, L90\$D3.5, L100\$D3.5, L110                                       | 11213590、11213510、11213511 左侧 11219035、11211035、       | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司       |      |
| JC52392 | 连接杆     | D3.5, L90\$D3.5, L100\$D3.5, L110                                       | 11213590、11213510、11213511 左侧 11219035、11211035、       | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司       |      |
| JC52393 | U型钉     | D3.5, L10\$D3.5, L12\$D3.5, L14\$D3.5, L16\$D3.5, L18\$D3.5, L20\$D3.5, | 13023510、13023512、13023514、13023516、13023518、13023520、 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司       |      |
| JC52394 | U型钉     | D3.5, L10\$D3.5, L12\$D3.5, L14\$D3.5, L16\$D3.5, L18\$D3.5, L20\$D3.5, | 13023510、13023512、13023514、13023516、13023518、13023520、 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司       |      |
| JC52395 | U型钉     | D3.5, L10\$D3.5, L12\$D3.5, L14\$D3.5, L16\$D3.5, L18\$D3.5, L20\$D3.5, | 13023510、13023512、13023514、13023516、13023518、13023520、 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司       |      |
| JC52396 | U型钉     | D3.5, L10\$D3.5, L12\$D3.5, L14\$D3.5, L16\$D3.5, L18\$D3.5, L20\$D3.5, | 13023510、13023512、13023514、13023516、13023518、13023520、 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司       |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格                                                                          | 产品型号                                                                       | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|--------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC52397 | 椎弓根钉   | D3.5, L12\$D3.5, L14\$D3.5,<br>L16\$D3.5, L18\$D3.5,<br>L20\$D3.5, L22\$D3.5, | 11053512、11053514、<br>11053516、11053518、<br>11053520、11053522、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52398 | 椎弓根钉   | D3.5, L12\$D3.5, L14\$D3.5,<br>L16\$D3.5, L18\$D3.5,<br>L20\$D3.5, L22\$D3.5, | 11053512、11053514、<br>11053516、11053518、<br>11053520、11053522、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52399 | 椎弓根钉   | D4.0, L25\$D4.0, L30\$D4.0,<br>L35\$D4.0, L40\$D4.0,<br>L45\$D4.0, L50\$D4.0, | 11054025、11054030、<br>11054035、11054530、<br>11054535、11055030、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52400 | 椎弓根钉   | D4.0, L25\$D4.0, L30\$D4.0,<br>L35\$D4.0, L40\$D4.0,<br>L45\$D4.0, L50\$D4.0, | 11054025、11054030、<br>11054035、11054530、<br>11054535、11055030、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52401 | U型钉    | D4.0, L25\$D4.0, L30\$D4.0,<br>L35\$D4.0, L40\$D4.0,<br>L45\$D4.0, L50\$D4.0, | 11014025\$11014030\$11<br>014035\$11014530\$1101<br>4535\$11015030\$110150 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52402 | U型钉    | D4.0, L25\$D4.0, L30\$D4.0,<br>L35\$D4.0, L40\$D4.0,<br>L45\$D4.0, L50\$D4.0, | 11014025、11014030、<br>11014035、11014530、<br>11014535、11015030、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52403 | U型钉    | D4.0, L25\$D4.0, L30\$D4.0,<br>L35\$D4.0, L40\$D4.0,<br>L45\$D4.0, L50\$D4.0, | 11024025、11024030、<br>11024035、11024530、<br>11024535、11025030、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52404 | 推拉力钉   | D4.0, L25\$D4.0, L30\$D4.0,<br>L35\$D4.0, L40\$D4.0,<br>L45\$D4.0, L50\$D4.0, | 11064025、11064030、<br>11064035、11064530、<br>11064535、11065035、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52405 | 推拉力钉   | D4.0, L25\$D4.0, L30\$D4.0,<br>L35\$D4.0, L40\$D4.0,<br>L45\$D4.0, L50\$D4.0, | 11064025、11064030、<br>11064035、11064530、<br>11064535、11065035、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52406 | 推拉力钉   | D4.0, L25\$D4.0, L30\$D4.0,<br>L35\$D4.0, L40\$D4.0,<br>L45\$D4.0, L50\$D4.0, | 11064025、11064030、<br>11064035、11064530、<br>11064535、11065035、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52407 | 推拉力钉   | D4.0, L25\$D4.0, L30\$D4.0,<br>L35\$D4.0, L40\$D4.0,<br>L45\$D4.0, L50\$D4.0, | 11064025、11064030、<br>11064035、11064530、<br>11064535、11065035、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52408 | 封口椎弓根钉 | D4.0, L25\$D4.0, L30\$D4.0,<br>L35\$D4.0, L40\$D4.0,<br>L45\$D4.0, L50\$D4.0, | 11084025、11084030、<br>11084035、11084530、<br>11084535、11085035、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称  | 产品规格                                                                        | 产品型号                                                               | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC52409 | 偏口U型钉 | D4.0, L25\$D4.0, L30\$D4.0, L35\$D4.0, L40\$D4.0, L45\$D4.0, L50\$D4.0,     | 13074025、13074030、13074035、13074530、13074535、13075030、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52410 | 偏口U型钉 | D4.0, L25\$D4.0, L30\$D4.0, L35\$D4.0, L40\$D4.0, L45\$D4.0, L50\$D4.0,     | 13074025、13074030、13074035、13074530、13074535、13075030、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52411 | 偏口U型钉 | D4.0, L25\$D4.0, L30\$D4.0, L35\$D4.0, L40\$D4.0, L45\$D4.0, L50\$D4.0,     | 13074025\$13074030\$13074035\$13074530\$13074535\$13075030\$130750 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52412 | 偏口U型钉 | D4.0, L25\$D4.0, L30\$D4.0, L35\$D4.0, L40\$D4.0, L45\$D4.0, L50\$D4.5,     | 13034025、13034030、13034035、13034530、13034535、13035030、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52413 | 偏口U型钉 | D4.0, L25\$D4.0, L30\$D4.0, L35\$D4.0, L40\$D4.0, L45\$D4.0, L50\$D4.5,     | 13034025、13034030、13034035、13034530、13034535、13035030、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52414 | 偏口U型钉 | D4.0, L25\$D4.0, L30\$D4.0, L35\$D4.0, L40\$D4.0, L45\$D4.0, L50\$D4.5,     | 13034025、13034030、13034035、13034530、13034535、13035030、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52415 | U型钉   | D4.0, L25\$D4.0, L30\$D4.0, L35\$D4.0, L40\$D4.0, L45\$D4.0, L50\$D4.5,     | 13044025、13044030、13044035、13044040、13044045、13044530、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52416 | U型钉   | D4.0, L25\$D4.0, L30\$D4.0, L35\$D4.0, L40\$D4.0, L45\$D4.0, L50\$D4.5,     | 13044025、13044030、13044035、13044040、13044045、13044530、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52417 | 棍     | D4.5, L100\$D4.5, L120\$D4.5, L150\$D4.5, L170                              | 11140100、11140120、11140150、11140170                                | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52418 | 棍     | D4.5, L200\$D4.5, L250\$D4.5, L300                                          | 11140200、11140250、11140300                                         | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52419 | 棍     | D4.5, L30\$D4.5, L40\$D4.5, L50\$D4.5, L60\$D4.5, L70\$D4.5, L80\$D4.5, L90 | 11140030、11140040、11140050、11140060、11140070、11140080、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52420 | 棍     | D4.5, L30\$D4.5, L40\$D4.5, L50\$D4.5, L60\$D4.5, L70\$D4.5, L80\$D4.5, L90 | 11140030、11140040、11140050、11140060、11140070、11140080、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                                                   | 产品型号                                                   | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC52421 | 连接杆  | D4, L30\$D4, L35\$D4, L40\$D4, L45\$D4, L50                                            | 11494030、11494035、11494040、11494045、11494050           | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52422 | 自锁螺钉 | D4, L6\$D4, L8\$D4, L10                                                                | 11094006、11094008、11094010                             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52423 | 自锁螺钉 | D4, L6\$D4, L8\$D4, L10                                                                | 11094006、11094008、11094010                             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52424 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52425 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52426 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52427 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52428 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52429 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52430 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52431 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52432 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                                                   | 产品型号                                                              | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC52433 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、            | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52434 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、            | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52435 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、            | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52436 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540\$11110560\$1110545\$11110660\$11460640\$11460630\$131510 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52437 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、            | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52438 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、            | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52439 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、            | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52440 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、            | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52441 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、            | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52442 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、            | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52443 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、            | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52444 | 平面螺帽 | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4. 5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5. 5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、            | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称  | 产品规格                                                                                 | 产品型号                                                               | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC52445 | 平面螺帽  | D5, L4\$D5, L6\$D5, L4.5\$D6, L6\$D6, L4\$D6, L3\$D10, L6\$D10, L5.5\$D6, L4\$D6, L3 | 11110540、11110560、11110545、11110660、11460640、11460630、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52446 | 椎弓根螺钉 | D5.5, L35\$D5.5, L40\$D6.0, L35\$D6.0, L40\$D6.0, L45\$D6.2, L40\$D6.2,              | 11075535、11075540、11076035、11076040、11076045、11076240、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52447 | 棍     | D5.5, L100\$D5.5, L110\$D5.5, L130\$D5.5, L150\$D5.5, L170                           | 11150100、11150110、11150130、11150150、11150170                       | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52448 | 棍     | D5.5, L100\$D5.5, L110\$D5.5, L130\$D5.5, L150\$D5.5, L170                           | 11150100、11150110、11150130、11150150、11150170                       | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52449 | 棍     | D5.5, L100\$D5.5, L110\$D5.5, L130\$D5.5, L150\$D5.5, L170                           | 11150100、11150110、11150130、11150150、11150170                       | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52450 | 棍     | D5.5, L200\$D5.5, L225\$D5.5, L250\$D5.5, L300\$D5.5, L350\$D5.5, L400\$D5.5,        | 11150200、11150225、11150250、11150300、11150350、11150400、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52451 | 棍     | D5.5, L30\$D5.5, L40\$D5.5, L50\$D5.5, L60\$D5.5, L70\$D5.5, L80\$D5.5, L90          | 11150030、11150040、11150050、11150060、11150070、11150080、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52452 | 棍     | D5.5, L30\$D5.5, L40\$D5.5, L50\$D5.5, L60\$D5.5, L70\$D5.5, L80\$D5.5, L90          | 11150030、11150040、11150050、11150060、11150070、11150080、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52453 | 棍     | D5.5, L30\$D5.5, L40\$D5.5, L50\$D5.5, L60\$D5.5, L70\$D5.5, L80\$D5.5, L90          | 11150030\$11150040\$11150050\$11150060\$11150070\$11150080\$111500 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52454 | 棍     | D5.5, L30\$D5.5, L40\$D5.5, L50\$D5.5, L60\$D5.5, L70\$D5.5, L80\$D5.5, L90          | 11150030\$11150040\$11150050\$11150060\$11150070\$11150080\$111500 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52455 | 棍     | D5.5, L30\$D5.5, L40\$D5.5, L50\$D5.5, L60\$D5.5, L70\$D5.5, L80\$D5.5, L90          | 11150030、11150040、11150050、11150060、11150070、11150080、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52456 | 棍     | D5.5, L30\$D5.5, L40\$D5.5, L50\$D5.5, L60\$D5.5, L70\$D5.5, L80\$D5.5, L90          | 11150030、11150040、11150050、11150060、11150070、11150080、             | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                                           | 产品型号                                                   | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC52457 | 棍    | D6.0, L100\$D6.0, L110\$D6.0, L130\$D6.0, L150\$D6.0, L170                     | 11160100、11160110、11160130、11160150、11160170           | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52458 | 棍    | D6.0, L200\$D6.0, L225\$D6.0, L250\$D6.0, L300\$D6.0, L350\$D6.0, L400\$D6.0,  | 11160200、11160225、11160250、11160300、11160350、11160400、 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52459 | 棍    | D6.0, L50\$D6.0, L60\$D6.0, L70\$D6.0, L80\$D6.0, L90                          | 11160050、11160060、11160070、11160080、11160090           | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52460 | 棍    | D6.0, L50\$D6.0, L60\$D6.0, L70\$D6.0, L80\$D6.0, L90                          | 11160050、11160060、11160070、11160080、11160090           | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52461 | 棍    | D6.0, L50\$D6.0, L60\$D6.0, L70\$D6.0, L80\$D6.0, L90                          | 11160050、11160060、11160070、11160080、11160090           | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52462 | U型钉  | D6.2, L35, 10° \$D6.2, L40, 10° \$D6.2, L45, 10° \$D6.2, L50, 10° \$D6.2, L55, | 11046235、11046240、11046245、11046255、11046550、11046555  | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52463 | 垫高螺帽 | D9.5, L5.5                                                                     | 11509555                                               | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52464 | 万向块  | H10, L19\$H10, L20\$H10, L21                                                   | 11331019\$11331020\$11341021\$11342110                 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52465 | 万向块  | H10, L19\$H10, L20\$H10, L21                                                   | 11331019\$11331020\$11341021\$11342110                 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52466 | 万向侧块 | H10, L29\$H12, L29\$H14, L29\$H16, L29                                         | 11311029\$11311229\$11311429\$11311629                 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52469 | 固定块  | L11, H8.5\$L13, H8.5\$L11, H8.5\$L13, H8.5                                     | 11381185左固定块<br>\$11381385左固定块<br>\$11388511右固定块       | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52470 | 固定块  | L11, H8.5\$L13, H8.5\$L11, H8.5\$L13, H8.5                                     | 11381185左固定块<br>\$11381385左固定块<br>\$11388511右固定块       | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                     | 产品型号                         | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|------|--------------------------|------------------------------|-------------------|------|
| JC52471 | 盖    | M5 L10\$M6 L10\$M5\L5    | 11440005\$11440006\$11560005 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52472 | 盖    | M5 L10\$M6 L10\$M5\L5    | 11440005\$11440006\$11560005 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52473 | 盖    | M5 L10\$M6 L10\$M5\L5    | 11440005\$11440006\$11560005 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52474 | 盖    | M5 L10\$M6 L10\$M5\L5    | 11440005\$11440006\$11560005 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52475 | 锁固螺帽 | M5, L5.5\$M6, L6\$M8, L6 | 11420555\$11420606\$11420806 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52476 | 锁固螺帽 | M5, L5.5\$M6, L6\$M8, L6 | 11420555\$11420606\$11420806 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52477 | 锁固螺帽 | M5, L5.5\$M6, L6\$M8, L6 | 11420555\$11420606\$11420806 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52478 | 锁固螺帽 | M5, L5.5\$M6, L6\$M8, L6 | 11420555\$11420606\$11420806 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52479 | 锁固螺帽 | M5, L5.5\$M6, L6\$M8, L6 | 11420555\$11420606\$11420806 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52480 | 锁固螺帽 | M5, L5.5\$M6, L6\$M8, L6 | 11420555\$11420606\$11420806 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52481 | 锁固螺帽 | M5, L5.5\$M6, L6\$M8, L6 | 11420555\$11420606\$11420806 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52482 | 锁固螺帽 | M5, L5.5\$M6, L6\$M8, L6 | 11420555\$11420606\$11420806 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称  | 产品规格                                             | 产品型号                                             | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|-------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC52483 | 横向连接器 | M5、R1.75\ L70\ L4\$M6、R1.75\ L70\ L3             | 11635175\$13216175                               | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52484 | 横向连接器 | M5、R1.75\ L70\ L4\$M6、R1.75\ L70\ L3             | 11635175\$13216175                               | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52485 | 横向连接器 | M5、R1.75\ L70\ L4\$M6、R1.75\ L70\ L3             | 11635175\$13216175                               | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52486 | 横向连接器 | M5、R1.75\ L70\ L4\$M6、R1.75\ L70\ L3             | 11635175\$13216175                               | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52487 | 横向连接器 | M5、R2.75\ L70\ L5\$M5、R2.75\ L90\ L5             | 11485275\$11675275                               | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52488 | 横向连接器 | M5、R2.75\ L70\ L5\$M5、R2.75\ L90\ L5             | 11485275\$11675275                               | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52489 | 横向连接器 | M5、R2.75\ L70\ L5\$M5、R2.75\ L90\ L5             | 11485275\$11675275                               | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52490 | 横向连接器 | M5、R2.75\ L70\ L5\$M5、R2.75\ L90\ L5             | 11485275\$11675275                               | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52491 | 横向连接器 | M5、R2.75\ L70\ L5\$M5、R2.75\ L90\ L5             | 11485275\$11675275                               | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52492 | 横向连接器 | M5、R2.75\ L70\ L5\$M5、R2.75\ L90\ L5             | 11485275\$11675275                               | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52493 | 连接块II | P4, L13\$P4, L14\$P4, L15                        | 11361304\$11361404\$11361504                     | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52494 | 椎弓根钩  | R2.7、H12\$R3.0、H12\$R3.6、H12\$R4.0、H12\$R4.5、H12 | 11240027\$11240030\$11240036\$11240040\$11240045 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称     | 产品规格                                                                                                  | 产品型号                                                                       | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC52495 | 椎板钩      | R2.8、L19\$R2.8、L19\$R3.3、<br>L20\$R3.5、L20.5\$R4.3、<br>L22\$R5.6、L24                                  | 11240028\$11250028\$11<br>250033\$11250035\$1125<br>0043\$11250056         | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52496 | 椎板钩      | R3.3\$R3.8\$R4.3\$R4.8                                                                                | 11263300\$11263800\$11<br>264300\$11264800                                 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52497 | 滑脱复位杆    | α 12° , L40\$ α 12° , L45\$ α<br>12° , L50\$ α 12° , L55\$ α<br>12° , L60                             | 11231240\$11231245\$11<br>231250\$11231255\$1123<br>1260                   | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52498 | 滑脱复位杆    | α 12° , L40\$ α 12° , L45\$ α<br>12° , L50\$ α 12° , L55\$ α<br>12° , L60                             | 11231240\$11231245\$11<br>231250\$11231255\$1123<br>1260                   | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52499 | 滑脱复位杆    | α 12° , L40\$ α 12° , L45\$ α<br>12° , L50\$ α 12° , L55\$ α<br>12° , L60                             | 11231240\$11231245\$11<br>231250\$11231255\$1123<br>1260                   | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52500 | 滑脱复位杆    | α 12° , L40\$ α 12° , L45\$ α<br>12° , L50\$ α 12° , L55\$ α<br>12° , L60                             | 11231240\$11231245\$11<br>231250\$11231255\$1123<br>1260                   | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52501 | 椎弓根钉（组合） | Φ4.5*30\$Φ5.0*30\$Φ5.0*35\$<br>Φ5.5*35\$Φ6.0*40\$Φ6.2*45\$<br>Φ6.5*45\$Φ6.5*50\$Φ7*35\$Φ              | 12155535\$12156040\$12<br>156245\$12156550\$1215<br>4530\$12155035\$121570 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52572 | U型钉      | D4.0\$D4.5\$D5.0\$D5.5\$D6.0\$D6.<br>2\$D6.5\$D7.0\$D7.5;<br>L25\$L30\$L35\$L40\$L45\$L50\$L55        | 13084025\$13084030\$13<br>084035\$13084530\$1308<br>4535\$13085030\$130850 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52573 | U型钉      | D4.0\$D4.5\$D5.0\$D5.5\$D6.0\$D6.<br>2\$D6.5\$D7.0\$D7.5;<br>L25\$L30\$L35\$L40\$L45\$L50\$L55        | 13084025\$13084030\$13<br>084035\$13084530\$1308<br>4535\$13085030\$130850 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52574 | U型钉      | D4.0\$D4.5\$D5.0\$D5.5\$D6.0\$D6.<br>2\$D6.5\$D7.0\$D7.5;<br>L25\$L30\$L35\$L40\$L45\$L50\$L55        | 13084025\$13084030\$13<br>084035\$13084530\$1308<br>4535\$13085030\$130850 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52575 | 偏口U型钉    | D4.0\$D4.5\$D5.0\$D5.5\$D6.0\$D6.<br>2\$D6.5\$D7.0\$D7.5;<br>L25\$L30\$L35\$L40\$L45\$L50\$L55        | 13094025\$13094030\$13<br>094035\$13094530\$1309<br>4535\$13095030\$130950 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52576 | U型钉      | D4.0\$D4.5\$D5.0\$D5.5\$D6.0\$D6.<br>2\$D6.25\$D6.5\$D7.0\$D7.5;<br>L25\$L30\$L35\$L40\$L45\$L50\$L55 | 13104025\$13104030\$13<br>104035\$13104530\$1310<br>4535\$13105030\$131050 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称  | 产品规格                                                                                                | 产品型号                                                               | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC52577 | 偏口U型钉 | D4. 0\$D4. 5\$D5. 0\$D5. 5\$D6. 0\$D6. 2\$D6. 5\$D7. 0\$D7. 5;<br>L25\$L30\$L35\$L40\$L45\$L50\$L55 | 13114025\$13114030\$13114035\$13114530\$13114535\$13115035\$131150 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52578 | 偏口U型钉 | D4. 0\$D4. 5\$D5. 0\$D5. 5\$D6. 0\$D6. 2\$D6. 5\$D7. 0\$D7. 5;<br>L25\$L30\$L35\$L40\$L45\$L50\$L55 | 13114025\$13114030\$13114035\$13114530\$13114535\$13115035\$131150 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52579 | 偏口U型钉 | D4. 0\$D4. 5\$D5. 0\$D5. 5\$D6. 0\$D6. 2\$D6. 5\$D7. 0\$D7. 5;<br>L25\$L30\$L35\$L40\$L45\$L50\$L55 | 13114025\$13114030\$13114035\$13114530\$13114535\$13115035\$131150 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52580 | U型钉   | D4. 0\$D4. 5\$D5. 0\$D5. 5\$D6. 0\$D6. 2\$D6. 5\$D7. 0\$D7. 5;<br>L25\$L30\$L35\$L40\$L45\$L50\$L55 | 13124025\$13124030\$13124035\$13124530\$13124535\$13125030\$131250 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52581 | U型钉   | D4. 0\$D4. 5\$D5. 0\$D5. 5\$D6. 0\$D6. 2\$D6. 5\$D7. 0\$D7. 5;<br>L25\$L30\$L35\$L40\$L45\$L50\$L55 | 13124025\$13124030\$13124035\$13124530\$13124535\$13125030\$131250 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52582 | U型钉   | D4. 0\$D4. 5\$D5. 0\$D5. 5\$D6. 0\$D6. 2\$D6. 5\$D7. 0\$D7. 5;<br>L25\$L30\$L35\$L40\$L45\$L50\$L55 | 13124025\$13124030\$13124035\$13124530\$13124535\$13125030\$131250 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52583 | 偏口U型钉 | D4. 0\$D4. 5\$D5. 0\$D5. 5\$D6. 0\$D6. 2\$D6. 5\$D7. 0\$D7. 5;<br>L25\$L30\$L35\$L40\$L45\$L50\$L55 | 13134025\$13134030\$13134035\$13134530\$13134535\$13135035\$131350 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52584 | U型钉   | D4. 0\$D4. 5\$D5. 0\$D5. 5\$D6. 0\$D6. 2\$D6. 5\$D7. 0\$D7. 5;<br>L25\$L30\$L35\$L40\$L45\$L50\$L55 | 13144025\$13144030\$13144035\$13144530\$13144535\$13145030\$131450 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52585 | 横向连接器 | M5、R2. 25 \ L70 \ L5M5、R2. 25 \ L90 \ L5                                                            | 13215225\$13275225                                                 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52586 | 横向连接器 | M5、R2. 25 \ L70 \ L5M5、R2. 25 \ L90 \ L5                                                            | 13215225\$13275225                                                 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52587 | 横向连接器 | M5、R2. 25 \ L70 \ L5M5、R2. 25 \ L90 \ L5                                                            | 13215225\$13275225                                                 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC52588 | 横向连接器 | M5、R2. 25 \ L70 \ L5M5、R2. 25 \ L90 \ L5                                                            | 13215225\$13275225                                                 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称         | 产品规格                                                                                | 产品型号                                                               | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC52589 | 横向连接器        | M5、R3 \L70\L5 \$M5、R3 \L90\L5                                                       | 13215300\$13245300                                                 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司                                                                  |      |
| JC52590 | 横向连接器        | M5、R3 \L70\L5 \$M5、R3 \L90\L5                                                       | 13215300\$13245300                                                 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司                                                                  |      |
| JC52591 | 横向连接器        | M5、R3 \L70\L5 \$M5、R3 \L90\L5                                                       | 13215300\$13245300                                                 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司                                                                  |      |
| JC52592 | 棍            | D=3.5mm, L=30\$D=3.5mm, L=40\$D=3.5mm, L=50\$D=3.5mm, L=60\$D=3.5mm, L=70\$D=3.5mm, | CGW-I 11130030\$CGW-I11130040\$CGW-I11130050\$CGW-                 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司                                                                  |      |
| JC52593 | 棍            | D=3.5mm, L=100\$D=3.5mm, L=120\$D=3.5mm, L=150\$D=3.5mm,                            | CGW-I 11130100\$CGW-I11130120\$CGW-I11130150\$CGW-                 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司                                                                  |      |
| JC52594 | 连接块II        | P2\$P4; L13\$L14\$L15\$L16\$L18\$L20                                                | 11361604\$11361804\$11362004\$11371302\$11371402\$11371502\$113716 | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司                                                                  |      |
| JC53273 | 4.5松质钉（不锈钢）  | 4.5*（35-55）MM                                                                       | 221245035\$221245040\$221245045\$221245050\$221245055\$            | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53274 | 4.5松质钉（不锈钢）  | 4.5*（35-55）MM                                                                       | 221245035\$221245040\$221245045\$221245050\$221245055\$            | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53275 | 4.5松质钉（钛合金）  | 4.5*（35-50）mm                                                                       | 221245035\$221245040\$221245045\$221245050\$221245055\$            | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53276 | 4.5松质钉（钛合金）  | 4.5*（35-50）mm                                                                       | 221245035\$221245040\$221245045\$221245050\$221245055\$            | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53277 | DHS拉力螺钉（钛合金） | 50-110mm                                                                            | 262000050\$262000055\$262000060\$262000065\$262000070\$262000075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53278 | DHS拉力螺钉（钛合金） | 50-110mm                                                                            | 262000050\$262000055\$262000060\$262000065\$262000070\$262000075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称         | 产品规格                                                                                     | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53279 | DHS拉力螺钉（钛合金） | 50-110mm                                                                                 | 262000050\$262000055\$<br>262000060\$262000065\$<br>262000070\$262000075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53280 | DHS拉力螺钉（钛合金） | 50-110mm                                                                                 | 262000050\$262000055\$<br>262000060\$262000065\$<br>262000070\$262000075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53281 | DHS拉力螺钉（钛合金） | 50-110mm                                                                                 | 262000050\$262000055\$<br>262000060\$262000065\$<br>262000070\$262000075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53282 | DHS拉力螺钉（钛合金） | 50-110mm                                                                                 | 262000050\$262000055\$<br>262000060\$262000065\$<br>262000070\$262000075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53283 | 双螺钉（钛合金）     | 8.0*55mm\$8.0*60mm\$8.0*65mm\$8.0*70mm\$8.0*75mm\$8.0*80mm\$8.0*85mm\$8.0*90mm\$8.0*95mm | 262200055\$262200060\$<br>262200065\$262200070\$<br>262200075\$262200080\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53284 | 1.5钛钉（钛合金）   | 1.5x（6mm-22mm）                                                                           | 920215006\$920215007\$<br>920215008\$920215009\$<br>920215010\$920215011\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53285 | 1.5钛钉（钛合金）   | 1.5x（6mm-22mm）                                                                           | 920215006\$920215007\$<br>920215008\$920215009\$<br>920215010\$920215011\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53286 | 2.0钛钉（钛合金）   | 2x（6mm-24mm）                                                                             | 920220006\$920220008\$<br>920220010\$920220012\$<br>920220014\$920220016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53287 | 2.0钛钉（钛合金）   | 2x（6mm-24mm）                                                                             | 920220006\$920220008\$<br>920220010\$920220012\$<br>920220014\$920220016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53288 | 2.0钛钉（钛合金）   | 2x（6mm-24mm）                                                                             | 920220006\$920220008\$<br>920220010\$920220012\$<br>920220014\$920220016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53289 | 2.0钛钉（钛合金）   | 2x（6mm-24mm）                                                                             | 920220006\$920220008\$<br>920220010\$920220012\$<br>920220014\$920220016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53290 | 2.0钛钉（钛合金）   | 2x（6mm-24mm）                                                                             | 920220006\$920220008\$<br>920220010\$920220012\$<br>920220014\$920220016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |



| 流水号     | 产品名称         | 产品规格             | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53291 | 2.7钛钉（钛合金）   | 2, 7x（6mm-30mm）  | 920227006\$920227008\$<br>920227010\$920227012\$<br>920227014\$920227016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53292 | 2.7钛钉（钛合金）   | 2, 7x（6mm-30mm）  | 920227006\$920227008\$<br>920227010\$920227012\$<br>920227014\$920227016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53293 | 2.7钛钉（钛合金）   | 2, 7x（6mm-30mm）  | 920227006\$920227008\$<br>920227010\$920227012\$<br>920227014\$920227016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53294 | 2.7钛钉（钛合金）   | 2, 7x（6mm-30mm）  | 920227006\$920227008\$<br>920227010\$920227012\$<br>920227014\$920227016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53295 | 2.7钛钉（钛合金）   | 2, 7x（6mm-30mm）  | 920227006\$920227008\$<br>920227010\$920227012\$<br>920227014\$920227016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53296 | 2.7钛钉（钛合金）   | 2, 7x（6mm-30mm）  | 920227006\$920227008\$<br>920227010\$920227012\$<br>920227014\$920227016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53297 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53298 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53299 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53300 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53301 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53302 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称         | 产品规格             | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53303 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53304 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53305 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53306 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53307 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53308 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53309 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53310 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53311 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53312 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53313 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53314 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称         | 产品规格             | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|--------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53315 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53316 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53317 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53318 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53319 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53320 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53321 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53322 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53323 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53324 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53325 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53326 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4, 5x（18mm-64mm） | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                    | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|---------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53327 | 4.5皮质骨钉（钛合金）  | 4, 5x（18mm-64mm）        | 920245018\$920245020\$<br>920245022\$920245024\$<br>920245026\$920245028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53328 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x（12-110mm） | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53329 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x（12-110mm） | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53330 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x（12-110mm） | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53331 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x（12-110mm） | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53332 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x（12-110mm） | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53333 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x（12-110mm） | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53334 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x（12-110mm） | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53335 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x（12-110mm） | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53336 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x（12-110mm） | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53337 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x（12-110mm） | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53338 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x（12-110mm） | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                     | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53339 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53340 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53341 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53342 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53343 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53344 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53345 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53346 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53347 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53348 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53349 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53350 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金） | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格                     | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53351 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金）     | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53352 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金）     | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53353 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金）     | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53354 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金）     | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53355 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金）     | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53356 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金）     | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53357 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金）     | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53358 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金）     | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53359 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金）     | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53360 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金）     | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53361 | 3.5皮质骨螺钉（钛合金）     | 3, 5 / 1, 25x (12-110mm) | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53362 | 4.0松质钉 / 半罗纹（钛合金） | 4.0* (12-60) mm          | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格            | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53363 | 4.0松质钉 / 半罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53364 | 4.0松质钉 / 半罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53365 | 4.0松质钉 / 半罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53366 | 4.0松质钉 / 半罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53367 | 4.0松质钉 / 半罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53368 | 4.0松质钉 / 半罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53369 | 4.0松质钉 / 半罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53370 | 4.0松质钉 / 半罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53371 | 4.0松质钉 / 半罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53372 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53373 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53374 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格            | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53375 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53376 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53377 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53378 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53379 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53380 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53381 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53382 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53383 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53384 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53385 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53386 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |



| 流水号     | 产品名称               | 产品规格            | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|--------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53387 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53388 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53389 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53390 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53391 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53392 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53393 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53394 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53395 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53396 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53397 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53398 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                                                         | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53399 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm                                                                              | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53400 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm                                                                              | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53401 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm                                                                              | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53402 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm                                                                              | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53403 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm                                                                              | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53404 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm                                                                              | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53405 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 4.0* (12-60) mm                                                                              | 920435012\$920435014\$<br>920435016\$920435018\$<br>920435020\$920435022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53406 | 6.5松质钉 / 短罗纹       | 6, 5x30 mm\$6, 5x35 mm\$6,<br>5x40 mm\$6, 5x45 mm\$6, 5x50<br>mm\$6, 5x55 mm\$6, 5x60 mm\$6, | 921265030\$921265035\$<br>921265040\$921265045\$<br>921265050\$921265055\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53407 | 6.5松质钉 / 长罗纹 (钛合金) | 6.5 (60-85)                                                                                  | 921365060\$921365065\$<br>921365070\$<br>921365075\$921365080\$            | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53408 | 6.5松质钉 / 长罗纹 (钛合金) | 6.5 (60-85)                                                                                  | 921365060\$921365065\$<br>921365070\$<br>921365075\$921365080\$            | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53409 | 6.5松质钉 / 长罗纹 (钛合金) | 6.5 (60-85)                                                                                  | 921365060\$921365065\$<br>921365070\$<br>921365075\$921365080\$            | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53410 | 6.5松质钉 / 长罗纹 (钛合金) | 6.5 (60-85)                                                                                  | 921365060\$921365065\$<br>921365070\$<br>921365075\$921365080\$            | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格           | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53411 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53412 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53413 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53414 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53415 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53416 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53417 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53418 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53419 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53420 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53421 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53422 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格             | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|--------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53423 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm   | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53424 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm   | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53425 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm   | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53426 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm   | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53427 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm   | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53428 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm   | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53429 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm   | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53430 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm   | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53431 | 6.5松质钉 / 全罗纹 (钛合金) | 6.5 (30-90) mm   | 921465070\$921465075\$<br>921465080\$921465055\$<br>921465060\$921465030\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53432 | SM桡骨专用钉 (钛合金)      | 2.0* (12mm-30mm) | 922200014\$922200016\$<br>922200018\$922200020\$<br>922200022\$922200024\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53433 | SM桡骨专用钉 (钛合金)      | 2.0* (12mm-30mm) | 922200014\$922200016\$<br>922200018\$922200020\$<br>922200022\$922200024\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53434 | SM桡骨专用钉 (钛合金)      | 2.0* (12mm-30mm) | 922200014\$922200016\$<br>922200018\$922200020\$<br>922200022\$922200024\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称         | 产品规格            | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|--------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53435 | SM桡骨专用钉（钛合金） | 2.0*（12mm-30mm） | 922200014\$922200016\$<br>922200018\$922200020\$<br>922200022\$922200024\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53436 | 1.5钢钉（不锈钢）   | 1, 5x（6mm-20mm） | 930215006\$930215007\$<br>930215008\$930215009\$<br>930215010\$930215011\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53437 | 1.5钢钉（不锈钢）   | 1, 5x（6mm-20mm） | 930215006\$930215007\$<br>930215008\$930215009\$<br>930215010\$930215011\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53438 | 1.5钢钉（不锈钢）   | 1, 5x（6mm-20mm） | 930215006\$930215007\$<br>930215008\$930215009\$<br>930215010\$930215011\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53439 | 1.5钢钉（不锈钢）   | 1, 5x（6mm-20mm） | 930215006\$930215007\$<br>930215008\$930215009\$<br>930215010\$930215011\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53440 | 2.0钢钉        | 2x（6 mm-28mm）   | 930220006\$930220008\$<br>930220010\$930220012\$<br>930220014\$930220016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53441 | 2.0钢钉        | 2x（6 mm-28mm）   | 930220006\$930220008\$<br>930220010\$930220012\$<br>930220014\$930220016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53442 | 2.0钢钉        | 2x（6 mm-28mm）   | 930220006\$930220008\$<br>930220010\$930220012\$<br>930220014\$930220016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53443 | 2.0钢钉        | 2x（6 mm-28mm）   | 930220006\$930220008\$<br>930220010\$930220012\$<br>930220014\$930220016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53444 | 2.0钢钉        | 2x（6 mm-28mm）   | 930220006\$930220008\$<br>930220010\$930220012\$<br>930220014\$930220016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53445 | 2.0钢钉        | 2x（6 mm-28mm）   | 930220006\$930220008\$<br>930220010\$930220012\$<br>930220014\$930220016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53446 | 2.0钢钉        | 2x（6 mm-28mm）   | 930220006\$930220008\$<br>930220010\$930220012\$<br>930220014\$930220016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称         | 产品规格               | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53447 | 2.7钢钉（不锈钢）   | 2, 7x (6 mm-34mm)  | 930227006\$930227008\$<br>930227010\$930227012\$<br>930227014\$930227016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53448 | 2.7钢钉（不锈钢）   | 2, 7x (6 mm-34mm)  | 930227006\$930227008\$<br>930227010\$930227012\$<br>930227014\$930227016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53449 | 2.7钢钉（不锈钢）   | 2, 7x (6 mm-34mm)  | 930227006\$930227008\$<br>930227010\$930227012\$<br>930227014\$930227016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53450 | 2.7钢钉（不锈钢）   | 2, 7x (6 mm-34mm)  | 930227006\$930227008\$<br>930227010\$930227012\$<br>930227014\$930227016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53451 | 2.7钢钉（不锈钢）   | 2, 7x (6 mm-34mm)  | 930227006\$930227008\$<br>930227010\$930227012\$<br>930227014\$930227016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53452 | 2.7钢钉（不锈钢）   | 2, 7x (6 mm-34mm)  | 930227006\$930227008\$<br>930227010\$930227012\$<br>930227014\$930227016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53453 | 2.7钢钉（不锈钢）   | 2, 7x (6 mm-34mm)  | 930227006\$930227008\$<br>930227010\$930227012\$<br>930227014\$930227016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53454 | 2.7钢钉（不锈钢）   | 2, 7x (6 mm-34mm)  | 930227006\$930227008\$<br>930227010\$930227012\$<br>930227014\$930227016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53455 | 2.7钢钉（不锈钢）   | 2, 7x (6 mm-34mm)  | 930227006\$930227008\$<br>930227010\$930227012\$<br>930227014\$930227016\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53456 | 4.5皮质骨钉（不锈钢） | 4, 5x (12 mm-60mm) | 930245012\$930245014\$<br>930245016\$930245018\$<br>930245020\$930245022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53457 | 4.5皮质骨钉（不锈钢） | 4, 5x (12 mm-60mm) | 930245012\$930245014\$<br>930245016\$930245018\$<br>930245020\$930245022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53458 | 4.5皮质骨钉（不锈钢） | 4, 5x (12 mm-60mm) | 930245012\$930245014\$<br>930245016\$930245018\$<br>930245020\$930245022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                      | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|---------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53459 | 4.5皮质骨钉（不锈钢）  | 4, 5x (12 mm-60mm)        | 930245012\$930245014\$<br>930245016\$930245018\$<br>930245020\$930245022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53460 | 4.5皮质骨钉（不锈钢）  | 4, 5x (12 mm-60mm)        | 930245012\$930245014\$<br>930245016\$930245018\$<br>930245020\$930245022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53461 | 4.5皮质骨钉（不锈钢）  | 4, 5x (12 mm-60mm)        | 930245012\$930245014\$<br>930245016\$930245018\$<br>930245020\$930245022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53462 | 4.5皮质骨钉（不锈钢）  | 4, 5x (12 mm-60mm)        | 930245012\$930245014\$<br>930245016\$930245018\$<br>930245020\$930245022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53463 | 4.5皮质骨钉（不锈钢）  | 4, 5x (12 mm-60mm)        | 930245012\$930245014\$<br>930245016\$930245018\$<br>930245020\$930245022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53464 | 4.5皮质骨钉（不锈钢）  | 4, 5x (12 mm-60mm)        | 930245012\$930245014\$<br>930245016\$930245018\$<br>930245020\$930245022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53465 | 4.5皮质骨钉（不锈钢）  | 4, 5x (12 mm-60mm)        | 930245012\$930245014\$<br>930245016\$930245018\$<br>930245020\$930245022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53466 | 4.5皮质骨钉（不锈钢）  | 4, 5x (12 mm-60mm)        | 930245012\$930245014\$<br>930245016\$930245018\$<br>930245020\$930245022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53467 | 4.5皮质骨钉（不锈钢）  | 4, 5x (12 mm-60mm)        | 930245012\$930245014\$<br>930245016\$930245018\$<br>930245020\$930245022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53468 | 4.5皮质骨钉（不锈钢）  | 4, 5x (12 mm-60mm)        | 930245012\$930245014\$<br>930245016\$930245018\$<br>930245020\$930245022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53469 | 3.5皮质骨螺钉（不锈钢） | 3, 5 / 1, 25x (10mm-60mm) | 930435010\$930435012\$<br>930435014\$930435016\$<br>930435018\$930435020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53470 | 3.5皮质骨螺钉（不锈钢） | 3, 5 / 1, 25x (10mm-60mm) | 930435010\$930435012\$<br>930435014\$930435016\$<br>930435018\$930435020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格                     | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|-------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53471 | 3.5皮质骨螺钉（不锈钢）     | 3, 5 / 1, 25x（10mm-60mm） | 930435010\$930435012\$<br>930435014\$930435016\$<br>930435018\$930435020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53472 | 3.5皮质骨螺钉（不锈钢）     | 3, 5 / 1, 25x（10mm-60mm） | 930435010\$930435012\$<br>930435014\$930435016\$<br>930435018\$930435020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53473 | 3.5皮质骨螺钉（不锈钢）     | 3, 5 / 1, 25x（10mm-60mm） | 930435010\$930435012\$<br>930435014\$930435016\$<br>930435018\$930435020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53474 | 3.5皮质骨螺钉（不锈钢）     | 3, 5 / 1, 25x（10mm-60mm） | 930435010\$930435012\$<br>930435014\$930435016\$<br>930435018\$930435020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53475 | 3.5皮质骨螺钉（不锈钢）     | 3, 5 / 1, 25x（10mm-60mm） | 930435010\$930435012\$<br>930435014\$930435016\$<br>930435018\$930435020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53476 | 3.5皮质骨螺钉（不锈钢）     | 3, 5 / 1, 25x（10mm-60mm） | 930435010\$930435012\$<br>930435014\$930435016\$<br>930435018\$930435020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53477 | 3.5皮质骨螺钉（不锈钢）     | 3, 5 / 1, 25x（10mm-60mm） | 930435010\$930435012\$<br>930435014\$930435016\$<br>930435018\$930435020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53478 | 3.5皮质骨螺钉（不锈钢）     | 3, 5 / 1, 25x（10mm-60mm） | 930435010\$930435012\$<br>930435014\$930435016\$<br>930435018\$930435020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53479 | 3.5皮质骨螺钉（不锈钢）     | 3, 5 / 1, 25x（10mm-60mm） | 930435010\$930435012\$<br>930435014\$930435016\$<br>930435018\$930435020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53480 | 3.5皮质骨螺钉（不锈钢）     | 3, 5 / 1, 25x（10mm-60mm） | 930435010\$930435012\$<br>930435014\$930435016\$<br>930435018\$930435020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53481 | 3.5皮质骨螺钉（不锈钢）     | 3, 5 / 1, 25x（10mm-60mm） | 930435010\$930435012\$<br>930435014\$930435016\$<br>930435018\$930435020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53482 | 4.0松质钉 / 半罗纹（不锈钢） | 4.0*（12-60）MM            | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |



| 流水号     | 产品名称              | 产品规格          | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53483 | 4.0松质钉 / 半罗纹（不锈钢） | 4.0*（12-60）MM | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53484 | 4.0松质钉 / 半罗纹（不锈钢） | 4.0*（12-60）MM | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53485 | 4.0松质钉 / 半罗纹（不锈钢） | 4.0*（12-60）MM | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53486 | 4.0松质钉 / 半罗纹（不锈钢） | 4.0*（12-60）MM | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53487 | 4.0松质钉 / 半罗纹（不锈钢） | 4.0*（12-60）MM | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53488 | 4.0松质钉 / 半罗纹（不锈钢） | 4.0*（12-60）MM | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53489 | 4.0松质钉 / 半罗纹（不锈钢） | 4.0*（12-60）MM | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53490 | 4.0松质钉 / 半罗纹（不锈钢） | 4.0*（12-60）MM | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53491 | 4.0松质钉 / 半罗纹（不锈钢） | 4.0*（12-60）MM | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53492 | 4.0松质钉 / 半罗纹（不锈钢） | 4.0*（12-60）MM | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53493 | 4.0松质钉 / 全罗纹（不锈钢） | 4.0*（12-60）mm | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53494 | 4.0松质钉 / 全罗纹（不锈钢） | 4.0*（12-60）mm | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                | 产品规格             | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|---------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53495 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (不锈钢)  | 4.0* (12-60) mm  | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53496 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (不锈钢)  | 4.0* (12-60) mm  | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53497 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (不锈钢)  | 4.0* (12-60) mm  | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53498 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (不锈钢)  | 4.0* (12-60) mm  | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53499 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (不锈钢)  | 4.0* (12-60) mm  | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53500 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (不锈钢)  | 4.0* (12-60) mm  | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53501 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (不锈钢)  | 4.0* (12-60) mm  | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53502 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (不锈钢)  | 4.0* (12-60) mm  | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53503 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (不锈钢)  | 4.0* (12-60) mm  | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53504 | 4.0松质钉 / 全罗纹 (不锈钢)  | 4.0* (12-60) mm  | 931040012\$931040014\$<br>931040016\$931040018\$<br>931040020\$931040022\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53505 | 6.5松质钉 / 32罗纹 (不锈钢) | 6.5* (40-105) mm | 931365050\$931365055\$<br>931365060\$931365065\$<br>931365070\$931365075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC53506 | 6.5松质钉 / 32罗纹 (不锈钢) | 6.5* (40-105) mm | 931365050\$931365055\$<br>931365060\$931365065\$<br>931365070\$931365075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格           | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|--------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53507 | 6.5松质钉 / 32罗纹（不锈钢） | 6.5*（40-105）mm | 931365050\$931365055\$<br>931365060\$931365065\$<br>931365070\$931365075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53508 | 6.5松质钉 / 32罗纹（不锈钢） | 6.5*（40-105）mm | 931365050\$931365055\$<br>931365060\$931365065\$<br>931365070\$931365075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53509 | 6.5松质钉 / 32罗纹（不锈钢） | 6.5*（40-105）mm | 931365050\$931365055\$<br>931365060\$931365065\$<br>931365070\$931365075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53510 | 6.5松质钉 / 32罗纹（不锈钢） | 6.5*（40-105）mm | 931365050\$931365055\$<br>931365060\$931365065\$<br>931365070\$931365075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53511 | 6.5松质钉 / 32罗纹（不锈钢） | 6.5*（40-105）mm | 931365050\$931365055\$<br>931365060\$931365065\$<br>931365070\$931365075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53512 | 6.5松质钉 / 32罗纹（不锈钢） | 6.5*（40-105）mm | 931365050\$931365055\$<br>931365060\$931365065\$<br>931365070\$931365075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53513 | 6.5松质钉 / 32罗纹（不锈钢） | 6.5*（40-105）mm | 931365050\$931365055\$<br>931365060\$931365065\$<br>931365070\$931365075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53514 | 6.5松质钉 / 32罗纹（不锈钢） | 6.5*（40-105）mm | 931365050\$931365055\$<br>931365060\$931365065\$<br>931365070\$931365075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53515 | 6.5松质钉 / 32罗纹（不锈钢） | 6.5*（40-105）mm | 931365050\$931365055\$<br>931365060\$931365065\$<br>931365070\$931365075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53516 | 6.5松质钉 / 32罗纹（不锈钢） | 6.5*（40-105）mm | 931365050\$931365055\$<br>931365060\$931365065\$<br>931365070\$931365075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53517 | 6.5松质钉 / 全罗纹（不锈钢）  | 6.5（30-110）MM  | 931465040\$931465045\$<br>931465050\$931465055\$<br>931465060\$931465065\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53518 | 6.5松质钉 / 全罗纹（不锈钢）  | 6.5（30-110）MM  | 931465040\$931465045\$<br>931465050\$931465055\$<br>931465060\$931465065\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格          | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53519 | 6.5松质钉 / 全罗纹（不锈钢） | 6.5（30-110）MM | 931465040\$931465045\$<br>931465050\$931465055\$<br>931465060\$931465065\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53520 | 6.5松质钉 / 全罗纹（不锈钢） | 6.5（30-110）MM | 931465040\$931465045\$<br>931465050\$931465055\$<br>931465060\$931465065\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53521 | 6.5松质钉 / 全罗纹（不锈钢） | 6.5（30-110）MM | 931465040\$931465045\$<br>931465050\$931465055\$<br>931465060\$931465065\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53522 | 6.5松质钉 / 全罗纹（不锈钢） | 6.5（30-110）MM | 931465040\$931465045\$<br>931465050\$931465055\$<br>931465060\$931465065\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53523 | 6.5松质钉 / 全罗纹（不锈钢） | 6.5（30-110）MM | 931465040\$931465045\$<br>931465050\$931465055\$<br>931465060\$931465065\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53524 | 6.5松质钉 / 全罗纹（不锈钢） | 6.5（30-110）MM | 931465040\$931465045\$<br>931465050\$931465055\$<br>931465060\$931465065\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53525 | 6.5松质钉 / 全罗纹（不锈钢） | 6.5（30-110）MM | 931465040\$931465045\$<br>931465050\$931465055\$<br>931465060\$931465065\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53526 | 6.5松质钉 / 全罗纹（不锈钢） | 6.5（30-110）MM | 931465040\$931465045\$<br>931465050\$931465055\$<br>931465060\$931465065\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53527 | 6.5松质钉 / 全罗纹（不锈钢） | 6.5（30-110）MM | 931465040\$931465045\$<br>931465050\$931465055\$<br>931465060\$931465065\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53528 | DHS拉力螺钉（不锈钢）      | 50-145MM      | 933200050\$933200055\$<br>933200060\$933200065\$<br>933200070\$933200075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53529 | DHS拉力螺钉（不锈钢）      | 50-145MM      | 933200050\$933200055\$<br>933200060\$933200065\$<br>933200070\$933200075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53530 | DHS拉力螺钉（不锈钢）      | 50-145MM      | 933200050\$933200055\$<br>933200060\$933200065\$<br>933200070\$933200075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                         | 产品规格                                                      | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53531 | DHS拉力螺钉（不锈钢）                 | 50-145MM                                                  | 933200050\$933200055\$<br>933200060\$933200065\$<br>933200070\$933200075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53532 | DHS拉力螺钉（不锈钢）                 | 50-145MM                                                  | 933200050\$933200055\$<br>933200060\$933200065\$<br>933200070\$933200075\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53533 | 角度型接骨板系统（商品名：SYNTHESES）      | LCP 动力髌接骨板 130°，套管长度 38 mm，2 孔，长度 60 mm，不锈钢 \$LCP 动力髌接骨板  | 02.224.202\$02.224.203\$02.224.204\$02.224.205\$02.224.206\$02.22          | 瑞士Synthes GmbH.                                                                    |      |
| JC53534 | 角度型接骨板系统（商品名：SYNTHESES）      | LCP 动力髌接骨板 130°，套管长度 38 mm，2 孔，长度 60 mm，不锈钢 \$LCP 动力髌接骨板  | 02.224.202\$02.224.203\$02.224.204\$02.224.205\$02.224.206\$02.22          | 瑞士Synthes GmbH.                                                                    |      |
| JC53535 | LCP 动力髌接骨板，1—6孔（锁定），不锈钢（无菌）  | LCP 动力髌接骨板 130°，135°，140°，套管长度 38 mm，2 孔，长度 60 mm，不锈      | 02.224.202S\$02.224.203S\$02.224.204S\$02.224.205S\$02.224.206S\$          | 瑞士Synthes GmbH.                                                                    |      |
| JC53536 | LCP 动力髌接骨板，1—6孔（锁定），不锈钢（无菌）  | LCP 动力髌接骨板 130°，135°，140°，套管长度 38 mm，2 孔，长度 60 mm，不锈      | 02.224.202S\$02.224.203S\$02.224.204S\$02.224.205S\$02.224.206S\$          | 瑞士Synthes GmbH.                                                                    |      |
| JC53537 | LCP 动力髌接骨板，8-20孔（锁定），不锈钢     | LCP 动力髌接骨板 130°，135°，140° 套管长度 38 mm，8 孔，长度 156 mm，10     | 02.224.208\$02.224.210\$02.224.212\$02.224.214\$02.224.216\$02.22          | 瑞士Synthes GmbH.                                                                    |      |
| JC53538 | LCP 动力髌接骨板，8-20孔（锁定），不锈钢     | LCP 动力髌接骨板 130°，135°，140° 套管长度 38 mm，8 孔，长度 156 mm，10     | 02.224.208\$02.224.210\$02.224.212\$02.224.214\$02.224.216\$02.22          | 瑞士Synthes GmbH.                                                                    |      |
| JC53539 | LCP 动力髌接骨板，8-20孔（锁定），不锈钢（无菌） | LCP 动力髌接骨板 130°，135°，140°，套管长度 38 mm，8 孔，长度 156 mm，不锈     | 02.224.208S\$02.224.210S\$02.224.212S\$02.224.214S\$02.224.216S\$          | 瑞士Synthes GmbH.                                                                    |      |
| JC53540 | LCP 动力髌接骨板，8-20孔（锁定），不锈钢（无菌） | LCP 动力髌接骨板 130°，135°，140°，套管长度 38 mm，8 孔，长度 156 mm，不锈     | 02.224.208S\$02.224.210S\$02.224.212S\$02.224.214S\$02.224.216S\$          | 瑞士Synthes GmbH.                                                                    |      |
| JC53545 | LCP 动力髌接骨板，1—6孔（锁定），钛合金      | LCP 动力髌接骨板 130°，套管长度 38 mm，2 孔，长度 60 mm，TAN \$LCP 动力髌接骨板  | 04.224.202\$04.224.203\$04.224.204\$04.224.205\$04.224.206\$04.22          | 瑞士Synthes GmbH.                                                                    |      |
| JC53550 | LCP 动力髌接骨板，1—6孔（锁定），钛合金（无菌）  | LCP 动力髌接骨板 130°，套管长度 38 mm，2 孔，长度 60 mm，TAN，灭菌包装 \$LCP 动力 | 04.224.202S\$04.224.203S\$04.224.204S\$04.224.205S\$04.224.206S\$          | 瑞士Synthes GmbH.                                                                    |      |

| 流水号     | 产品名称                             | 产品规格                                                                            | 产品型号                                                               | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53551 | LCP 动力髌接骨板， 8-20 孔（锁定）， 钛合金      | LCP 动力髌接骨板 130°， 135°， 140°， 套管 长度 38 mm， 8 孔， 长度 156 mm， TAN                   | 04.224.208\$04.224.210\$04.224.212\$04.224.214\$04.224.216\$04.22  | 瑞士Synthes GmbH.                                                                    |      |
| JC53556 | LCP 动力髌接骨板， 8-20 孔（锁定）， 钛合金（无 菌） | LCP 动力髌接骨板 130°， 135°， 140°， 套管 长度 38 mm， 8 孔， 长度 156 mm， TAN，                  | 04.224.208S\$04.224.210S\$04.224.212S\$04.224.214S\$04.224.216S\$  | 瑞士Synthes GmbH.                                                                    |      |
| JC53557 | 1.5H型板（钛合金）                      | 1.5mm                                                                           | 925921015                                                          | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53558 | 2.0 H型接骨板（钛合金）                   | 2mm                                                                             | 925921020                                                          | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53559 | 1.5H型板（不锈钢）                      | 1.5mm                                                                           | 935921015                                                          | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53560 | 2.0 H型接骨板（不锈钢）                   | 2mm                                                                             | 935921020                                                          | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53561 | 四分之一管型接骨板（不锈 钢）                  | 4H 7*1.1MM\$5H 7*1.1MM\$6H 7*1.1MM\$                                            | 230021004\$230021005\$ 230021006\$                                 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53562 | 2.7T型接骨板（不锈钢）                    | 2.7 MM 2+4H\$2.7 MM 2+ 5H\$2.7 MM 2+6H\$                                        | 240001004\$240001005\$ 240001006\$                                 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53563 | 2.7L型接骨板（不锈钢）                    | 2, 7 mm 2+4H 左\$2, 7 mm 2+ 5H 左\$2, 7 mm 2+6H 左\$2, 7 mm 2+4H 右\$2, 7 mm 2+5H 右 | 240001104\$240001105\$ 240001106\$ 240001204\$240001205\$          | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53564 | 超薄桡骨远端钢板背侧（不 锈钢）                 | left 5+4 H\$left 5+6 H\$left 6+4 H\$right 5+4 H\$right 5 +6 H\$right 6+4 H;     | 240102154\$240102156\$ 240102164\$240102254\$ 240102256\$240102264 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53565 | 超薄桡骨远端钢板掌侧（不 锈钢）                 | left 5+4 H\$left 6+4 H\$right 5+4 H\$right 6+4 H;                               | 240102354\$240102364\$ 240102454\$240102464 ;                      | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53566 | 超薄T型接骨板（不锈钢）                     | 4H\$6H\$8H\$                                                                    | 240103004\$240103006\$ 240103008\$                                 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53567 | 超薄L型接骨板（不锈钢）   | left 4H\$left 6H\$left 8H\$right 4H\$right 6H\$right 8H\$                                     | 240103104\$240103106\$<br>240103108\$240103204\$<br>240103206\$240103208\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53568 | 胫骨远端内侧解剖板（不锈钢） | 3H\$5H\$7H;                                                                                   | 240120003\$240120005\$<br>240120007;<br>240121003\$240121005\$             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53569 | 高尔夫接骨板（不锈钢）    | Left 5H\$Left 7H\$Left 9H\$Left 11H\$Left 13H\$Right 5H\$Right 7H\$Right 9H\$Right 11H\$Right | 240200105\$240200107\$<br>240200109\$240200111\$<br>240200113;             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53570 | 胫骨远端外侧钢板（不锈钢）  | Left 5H\$Left 7H\$Left 9H\$Left 11H\$Right 5H\$Right 7H\$Right 9H\$Right 11H;                 | 240201105\$240201107\$<br>240201109\$240201111\$<br>240201205\$240201207\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53571 | 胫骨远端内侧钢板（不锈钢）  | Left 5H\$Left 7H\$Left 9H\$Left 11H\$Right 5H\$Right 7H\$Right 9H\$Right 11H\$                | 240201305\$240201307\$<br>240201309\$240201311\$<br>240201405\$240201407\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53572 | 腓骨勾钢板（不锈钢）     | 3H\$4H\$6H;                                                                                   | 240210003\$240210004\$<br>240210006;                                       | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53573 | 股骨近端解剖钢板（不锈钢）  | Left 5H\$Left 7H\$Left 9H\$Left 11H\$Right 5H\$Right 7H\$Right 9H\$Right 11H;                 | 240250105\$240250107\$<br>240250109\$240250111\$<br>240250205\$240250207\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53574 | 跟骨钢板（不锈钢）      | 11H\$13H\$11+2H;                                                                              | 240320011\$240320013\$<br>240320111;                                       | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53575 | 双螺钉尾板接骨板（钛合金）  | 2+2H 1+1H                                                                                     | 263700001\$263700002                                                       | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53576 | 弧面重建板（钛合金）     | 5H\$6H\$7H;                                                                                   | 270110005\$270110006\$<br>270110007;                                       | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53577 | 弧面重建板（钛合金）     | 8H\$9H\$10H\$12H\$14H\$16H\$18H\$20H;                                                         | 270110008\$270110009\$<br>270110010\$270110012\$<br>270110018\$270110020   | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53578 | 2. 7T型接骨板（钛合金） | 2. 7 MM 2+4H\$2. 7 MM 2+5H\$2. 7 MM 2+6H\$                                                    | 280001004\$280001005\$<br>280001006\$                                      | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                                                                | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                                      | 挂网企业 |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53579 | 2. 7L型接骨板（钛合金）     | 2. 7mm 2+4H左\$2. 7mm 2+5H左<br>\$2. 7mm 2+6H左\$2. 7mm 2+4H右<br>\$2. 7mm 2+5H右\$2. 7mm 2+             | 280001104\$280001105\$<br>280001106\$280001204\$<br>280001205\$280001206   | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC53580 | L型接骨板（钛合金0         | 3H\$5H\$6H                                                                                          | 280001303\$280001304\$<br>280001305\$280001403\$<br>280001404\$280001405\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC53581 | 桡骨远端接骨板（钛合金）       | Left 4 H\$Left 6 H\$right4<br>H\$right 6 H\$                                                        | 280102154\$280102156\$<br>280102254\$280102256                             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC53582 | 超薄桡骨远端接骨板（钛合<br>金） | left 4H\$right 4H\$left<br>4H\$left 6H\$right 4H\$right<br>6H\$                                     | 280102164\$280102264\$<br>280102354\$280102364\$<br>280102454\$280102464\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC53583 | 超薄T型接骨板（钛合金）       | 4H\$6H\$8H\$                                                                                        | 280103004\$280103006\$<br>280103008\$                                      | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC53584 | 超薄L型接骨板（钛合金）       | left 4H\$left 6H\$left<br>8H\$right 4H\$right 6H\$right<br>8H\$                                     | 280103104\$280103106\$<br>280103108\$280103204\$<br>280103206\$280103208\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC53585 | 胫骨远端内侧解剖板（钛合<br>金） | 3H\$5H\$7H;                                                                                         | 280120003\$280120005\$<br>280120007;<br>280121003\$280121005\$             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC53586 | 高尔夫钛板（钛合金）         | Left 5H\$Left 7H\$Left 9H\$Left<br>11H\$Left 13H\$Right 5H\$Right<br>7H\$Right 9H\$Right 11H\$Right | 280200305\$280200307\$<br>280200309\$280200311\$<br>280200313\$280200405\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC53587 | 胫骨远端外侧钛板（钛合<br>金）  | Left 5H\$Left 7H\$Left 9H\$Left<br>11H\$Right 5H\$Right 7H\$Right<br>9H\$Right 11H;                 | 280201105\$280201107\$<br>280201109\$280201111\$<br>280201205\$280201207\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC53588 | 胫骨远端内侧钛板（钛合<br>金）  | Left 5H\$Left 7H\$Left 9H\$Left<br>11H\$Right 5H\$Right 7H\$Right<br>9H\$Right 11H;                 | 280201305\$280201307\$<br>280201309\$280201311\$<br>280201405\$280201407\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC53589 | 腓骨勾钛板（钛合金）         | 3H\$4H\$6H;                                                                                         | 280210003\$280210004\$<br>280210006;                                       | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC53590 | 鹰嘴接骨板（钛合金）         | 3H\$4H\$5H\$                                                                                        | 280220003\$280220004\$<br>280220005                                        | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |



| 流水号     | 产品名称            | 产品规格                                                                             | 产品型号                                                               | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53591 | 股骨近端解剖钛板（钛合金）   | Left 5H\$Left 7H\$Left 9H\$Left 11H\$Right 5H\$Right 7H\$Right 9H\$Right 11H;    | 280250105\$280250107\$280250109\$280250111\$280250205\$280250207\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53592 | 股骨远端解剖型接骨板（钛合金） | left 7H\$left 9H\$left 11H\$left 13H\$right 7H\$right 9H\$right 11H\$right 13H\$ | 280251107\$280251109\$280251111\$280251113\$280251207\$280251209\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53593 | 锁骨勾状钛板（钛合金）     | Left 4H\$Left 5H\$Left 6H\$Left 7H\$Right 4H\$Right 5H\$Right 6H\$Right 7H;      | 280260104\$280260105\$280260106\$280260107\$280260204\$280260205\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53594 | 锁骨S型接骨板（钛合金）    | Left 8H\$Left 10H\$Left 12H\$Right 8H\$Right 10H\$Right 12H\$                    | 280261108\$280261110\$280261112\$280261208\$280261210\$            | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53595 | 肱骨近端钛板（钛合金）     | 4H\$5H\$6H;                                                                      | 280300004\$280300005\$280300006;                                   | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53596 | 3.5弧型重建钛板（钛合金）  | 6H 10*3mm\$7H 10*3mm                                                             | 280310006\$280310007                                               | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53597 | 3.5弧型重建钛板（钛合金）  | 8H 10*3mm\$9H 10*3mm\$10H 10*3mm\$12H 10*3mm\$14H 10*3mm\$16H 10*3mm;            | 280310008\$280310009\$280310010\$280310012\$280310014\$280310016   | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53598 | 跟骨钛板（钛合金）       | 11H\$13H\$11+2;                                                                  | 280320011\$280320013\$280320111;                                   | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53599 | 3.5重建接骨板（钛合金）   | 5H 10*3mm\$6H 10*3MM\$7H 10*3MM\$                                                | 924510005\$924510006\$924510007\$                                  | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53600 | 3.5重建接骨板（钛合金）   | 8H 10*3MM\$9H 10*3MM\$10H 10*3MM\$11H 10*3MM\$12H 10*3MM\$14H 10*3MM\$16H        | 924510008\$924510009\$924510010\$924510011\$924510012\$924510014\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53601 | 三叶草钛板（钛合金）      | 3H\$4H\$5H\$6H;                                                                  | 925909003\$925909004\$925909005\$                                  | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53602 | Y型板（钛合金）        | 4+2+2 H\$4+4+4 H\$4+8+8 H;                                                       | 925909422\$925909444\$925909488;                                   | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                                     | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53603 | 大T型接骨板（钛合金）   | 3H\$4H\$5H\$6H\$7H\$8H\$                                                                 | 925910003\$925910004\$<br>925910005\$925910006\$<br>925910007\$925910008\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53604 | T型支撑板（钛合金）    | 4H\$5H\$6H;                                                                              | 925911004\$925911005\$<br>925911006;                                       | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53605 | 小T型接骨板（钛合金）   | 3+3 H*49 mm\$5+3 H*67 mm\$4<br>+4 H*56 mm\$6+4 H*78 mm;                                  | 925913033\$925913035\$<br>925913044\$925913046<br>;                        | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53606 | 斜T型接骨板（钛合金）   | 3+3 H*53 mm\$3+4 H*60 mm\$3<br>+5 H*71 mm;                                               | 925913133\$925913134\$<br>925913135;                                       | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53607 | 2.7L型接骨板（钛合金） | 2.7 mm left, 2.7mm right,<br>2.7mm 斜左, 2.7mm斜右, 2.7mm                                    | 925917001\$925917002\$<br>925917101\$925917102\$<br>925918000;             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53608 | 2.0L型接骨板（钛合金） | 2mm 左\$2mm 右\$2mm 斜左\$2mm<br>斜右                                                          | 925919001\$925919002\$<br>925919101\$925919102<br>;                        | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53609 | 2.0T型板（钛合金）   | 2mm\$3H 2mm\$4H 2mm\$6H 2mm;                                                             | 925920000\$925920003\$<br>925920004\$925920006<br>;                        | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53610 | 2.0髌板（钛合金）    | 2mm / 左\$2mm / 右\$2mm左                                                                   | 925922020\$925922120\$<br>925922115                                        | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53611 | 2.0T型板（不锈钢）   | 2.0 9*3\$2.0 9*4\$2.0 9*5;                                                               | 934909003\$934909004\$<br>934909005;                                       | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53612 | 髌支撑钢板（不锈钢）    | 7H left\$9H left\$11H left\$13H<br>left\$15H left; 7H right\$9H<br>right\$11H right\$13H | 935906107\$935906109\$<br>935906111\$935906113\$<br>935906115;             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53613 | 小高尔夫接骨板（不锈钢）  | straight\$left\$right\$                                                                  | 935907000\$935907100\$<br>935907200\$                                      | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53614 | 匙型接骨板（不锈钢0    | 5H\$6H                                                                                   | 935908005\$935908006                                                       | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                    | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53615 | 跟骨钢板（不锈钢）     | 60MM\$70MM;                                             | 935908060\$935908070<br>;                                                  | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53616 | 三叶草钢板（不锈钢）    | 3H\$4H\$5H\$6H;                                         | 935909003\$935909004\$<br>935909005\$935909006<br>;                        | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53617 | 1.5T型钢板（不锈钢）  | 1.5 9*3\$1.5*9*4                                        | 935909013\$935909014                                                       | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53618 | 大T型接骨板（不锈钢）   | 3H\$4H\$5H\$6H\$7H\$8H\$                                | 935910003\$935910004\$<br>935910005\$935910006\$<br>935910007\$935910008\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53619 | T型支撑板（不锈钢）    | 4H\$5H\$6H;                                             | 935911004\$935911005\$<br>935911006;                                       | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53620 | L型支撑（不锈钢）     | 4H left\$6H left; 4H<br>right\$6H right;                | 935912104\$935912106<br>;<br>935912204\$935912206                          | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53621 | 小T型钢板（不锈钢）    | 3+3 H*49 mm\$5+3 H*67 mm\$4<br>+4 H*56 mm\$6+4 H*78 mm; | 935913033\$935913035\$<br>935913044\$935913046<br>;                        | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53622 | 斜T型接骨板（不锈钢）   | 3+3 H*53 mm\$3+4 H*60 mm\$3<br>+5 H*71 mm\$             | 935913133\$935913135\$<br>935913137                                        | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53623 | 手部异型接骨板       | 20H 4*1mm\$20H 5*1mm                                    | 935915020\$935920020                                                       | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53624 | Y型板（不锈钢）      | 4+2+2H\$4+4+4H                                          | 935915422\$935915444                                                       | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53625 | 舟壮骨接骨板（不锈钢）   | 16mm\$18mm\$20mm\$22mm\$                                | 935916016\$935916018\$<br>935916020\$935916022\$                           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC53626 | 2.7L型接骨板（不锈钢） | 2, 7 mm 左\$2, 7 mm 右\$2, 7<br>mm 斜左\$2, 7mm 斜右\$        | 935918000\$935917001\$<br>935917002\$935917101\$<br>935917102\$            | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                                                                     | 产品型号                                                                 | 生产企业                                                                                      | 挂网企业 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC53627 | 2.0L型接骨板（不锈钢）  | 2mm 左\$2mm 右\$2mm 斜左\$2mm<br>斜右；                                                                         | 935919001\$935919002\$<br>935919101\$935919102<br>；                  | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC53628 | 2.0T型板（不锈钢）    | 2m\$3H 2mm\$4H 2mm                                                                                       | 935920000\$935920003\$<br>935920004                                  | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC53629 | 1.5髌板（不锈钢）     | 1.5mm / 左\$1.5mm / 右                                                                                     | 935922015\$935922115                                                 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC53630 | 2.0髌板（不锈钢）     | 2mm / 右\$2mm / 左                                                                                         | 935922020\$935922120                                                 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC53631 | TM400胸腰椎融合器    | TM400 32*21*8\$TM400<br>32*21*9\$TM400<br>32*21*10\$TM400                                                | 06-131-10082\$06-131-<br>10092\$06-131-<br>10102\$06-131-            | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）                                                                     |      |
| JC53632 | TM100颈椎融合器     | TM100颈椎融合器11*11*5\$TM100<br>颈椎融合器11*11*6\$TM100颈椎<br>融合器11*11*7\$TM100颈椎融合                               | 06-141-01051\$06-141-<br>01061\$06-141-<br>01071\$06-141-            | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）                                                                     |      |
| JC53633 | TM500胸腰椎融合器    | TM500-23*10*8\$TM500-<br>23*10*10\$TM500-<br>23*10*12\$TM500-                                            | 06-165-01081\$06-165-<br>01101\$06-165-<br>01121\$06-165-            | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）                                                                     |      |
| JC53634 | TM500胸腰椎融合器    | TM500-23*10*8\$TM500-<br>23*10*10\$TM500-<br>23*10*12\$TM500-                                            | 06-165-01081\$06-165-<br>01101\$06-165-<br>01121\$06-165-            | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）                                                                     |      |
| JC53635 | TM500胸腰椎融合器，有槽 | TM500胸腰椎融合器\$TM500胸腰<br>椎融合器，有槽-有槽-<br>23*10*8\$TM500胸腰椎融合器，                                             | 06-165-02081\$06-165-<br>02101\$06-165-<br>02121\$06-165-            | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）                                                                     |      |
| JC53636 | TM300胸腰椎融合器    | TM 300胸腰椎融合器<br>32*13.5*7\$TM 300胸腰椎融合器<br>32*13.5*9\$TM 300胸腰椎融合器                                       | 06-173-01071\$06-173-<br>01091\$06-173-<br>01111\$06-173-            | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）                                                                     |      |
| JC53637 | 股骨头坏死重建棒       | 10x70\$10x75\$10x80\$10x85\$10x9<br>0\$10x95\$10x100\$10x105\$10x110<br>\$10x115\$10x120\$10x125\$10x130 | 00-1197-070-10\$00-<br>1197-075-10\$00-1197-<br>080-10\$00-1197-085- | 美国Zimmer Trabecular Metal Technology, Inc.（美<br>国捷迈骨金属技术公司）                               |      |
| JC53638 | 股骨头坏死重建棒       | 10x70\$10x75\$10x80\$10x85\$10x9<br>0\$10x95\$10x100\$10x105\$10x110<br>\$10x115\$10x120\$10x125\$10x130 | 00-1197-070-10\$00-<br>1197-075-10\$00-1197-<br>080-10\$00-1197-085- | 美国Zimmer Trabecular Metal Technology, Inc.（美<br>国捷迈骨金属技术公司）                               |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格 | 产品型号 | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-------------------|------|------|--------------|------|
| JC53639 | 椎体扩张球囊导管（商品名：AND） | 10   | QN-I | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| JC53640 | 椎体扩张球囊导管（商品名：AND） | 10   | QN-I | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| JC53641 | 椎体扩张球囊导管（商品名：AND） | 10   | QN-I | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| JC53642 | 椎体扩张球囊导管（商品名：AND） | 10   | QN-I | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| JC53643 | 椎体扩张球囊导管（商品名：AND） | 10   | QN-I | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| JC53644 | 椎体扩张球囊导管（商品名：AND） | 15   | QN-I | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| JC53645 | 椎体扩张球囊导管（商品名：AND） | 15   | QN-I | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| JC53646 | 椎体扩张球囊导管（商品名：AND） | 15   | QN-I | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| JC53647 | 椎体扩张球囊导管（商品名：AND） | 15   | QN-I | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| JC53648 | 椎体扩张球囊导管（商品名：AND） | 15   | QN-I | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| JC53649 | 椎体扩张球囊导管（商品名：AND） | 20   | QN-I | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| JC53650 | 椎体扩张球囊导管（商品名：AND） | 20   | QN-I | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格                                                                      | 产品型号                                           | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|
| JC53651 | 椎体扩张球囊导管（商品名：AND） | 20                                                                        | QN-I                                           | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| JC53652 | 椎体扩张球囊导管（商品名：AND） | 20                                                                        | QN-I                                           | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| JC53653 | 椎体扩张球囊导管（商品名：AND） | 20                                                                        | QN-I                                           | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| JC53666 | 穿针（钛合金）           | 直径：1.2mm\$直径1.5mm\$直径2.0mm\$直径2.5mm\$直径3.0mm\$直径3.5mm\$直径4.0              | LS-CZ 长度：30mm\$长度：40mm\$长度：50mm\$长度：60mm\$长度：  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC53667 | 穿针（钛合金）           | 直径：1.2mm\$直径1.5mm\$直径2.0mm\$直径2.5mm\$直径3.0mm\$直径3.5mm\$直径4.0              | LS-CZ 长度：30mm\$长度：40mm\$长度：50mm\$长度：60mm\$长度：  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC53668 | 穿针（钛合金）           | 直径：1.2mm\$直径1.5mm\$直径2.0mm\$直径2.5mm\$直径3.0mm\$直径3.5mm\$直径4.0              | LS-CZ 长度：30mm\$长度：40mm\$长度：50mm\$长度：60mm\$长度：  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC53669 | 穿针1（钛合金）          | 直径：1.2mm\$直径1.5mm\$直径2.0mm\$直径2.5mm\$直径3.0mm\$直径3.5mm\$直径4.0              | LS-CZ（穿针1）长度：30mm\$长度：40mm\$长度：50mm\$长度：60mm\$ | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC53670 | 穿针1（钛合金）          | 直径：1.2mm\$直径1.5mm\$直径2.0mm\$直径2.5mm\$直径3.0mm\$直径3.5mm\$直径4.0              | LS-CZ（穿针1）长度：30mm\$长度：40mm\$长度：50mm\$长度：60mm\$ | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC53671 | 穿针2（钛合金）          | 直径：2.0mm\$直径2.5mm\$直径3.0mm\$直径3.5mm\$直径4.0mm\$直径4.5mm\$直径5.0mm\$直径6.0mm\$ | LS-CZ（穿针2）长度：10mm\$长度：15mm\$长度：20mm\$长度：25mm\$ | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC53672 | 穿针2（钛合金）          | 直径：2.0mm\$直径2.5mm\$直径3.0mm\$直径3.5mm\$直径4.0mm\$直径4.5mm\$直径5.0mm\$直径6.0mm\$ | LS-CZ（穿针2）长度：10mm\$长度：15mm\$长度：20mm\$长度：25mm\$ | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC53673 | 带箍无针缆索            | 直径：1.0\$直径：1.1\$直径：1.2\$直径：1.3\$直径：1.4\$直径：1.5\$直径：1.6\$直径：1.7\$          | 带箍无针缆索（LS-WG）长度：150mm\$长度：200mm\$长度：           | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC53674 | 带扣无针缆索            | 直径：1.0\$直径：1.1\$直径：1.2\$直径：1.3\$直径：1.4\$直径：1.5\$直径：1.6\$直径：1.7\$          | 带扣无针缆索（LS-WK）长度：150mm\$长度：200mm\$长度：           | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称         | 产品规格                                                               | 产品型号                                   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|
| JC53675 | 单头带针缆索       | 直径：1.0\$直径：1.1\$直径：1.2\$直径：1.3\$直径：1.4\$直径：1.5\$直径：1.6\$直径：1.7\$   | 单头带针缆索（LS-ZD）长度：150mm\$长度：200mm\$长度：   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC53676 | 顶紧式锁紧扣       | 直径：1.0 \$直径：1.1 \$直径：1.2 \$直径：1.3 \$直径：1.4 \$直径：1.5 \$直径：1.6 \$直径： | 顶紧式锁紧扣（LS-DS）                          | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC53677 | 环形锁紧扣（圆形锁紧扣） | 直径：1.0 \$直径：1.1 \$直径：1.2 \$直径：1.3 \$直径：1.4 \$直径：1.5 \$直径：1.6 \$直径： | 环形锁紧扣（LS-HS）\$圆形锁紧扣（LS-YS）             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC53678 | 环形锁紧扣（圆形锁紧扣） | 直径：1.0 \$直径：1.1 \$直径：1.2 \$直径：1.3 \$直径：1.4 \$直径：1.5 \$直径：1.6 \$直径： | 环形锁紧扣（LS-HS）\$圆形锁紧扣（LS-YS）             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC53679 | 锁紧扣          | 直径：1.0 \$直径：1.1 \$直径：1.2 \$直径：1.3 \$直径：1.4 \$直径：1.5 \$直径：1.6 \$直径： | 环形锁紧扣（LS-HS）\$圆形锁紧扣（LS-YS）\$顶紧式锁紧扣（LS- | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC53680 | 锁紧扣          | 直径：1.0 \$直径：1.1 \$直径：1.2 \$直径：1.3 \$直径：1.4 \$直径：1.5 \$直径：1.6 \$直径： | 环形锁紧扣（LS-HS）\$圆形锁紧扣（LS-YS）\$顶紧式锁紧扣（LS- | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC53681 | 锁紧扣          | 直径：1.0 \$直径：1.1 \$直径：1.2 \$直径：1.3 \$直径：1.4 \$直径：1.5 \$直径：1.6 \$直径： | 环形锁紧扣（LS-HS）\$圆形锁紧扣（LS-YS）\$顶紧式锁紧扣（LS- | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC53682 | 夹紧式锁紧扣       | 直径：1.0 \$直径：1.1 \$直径：1.2 \$直径：1.3 \$直径：1.4 \$直径：1.5 \$直径：1.6 \$直径： | 夹紧式锁紧扣（LS-JS）                          | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC53683 | 普通无针缆索       | 直径：1.0\$直径：1.1\$直径：1.2\$直径：1.3\$直径：1.4\$直径：1.5\$直径：1.6\$直径：1.7\$   | 普通无针缆索（LS-WP）长度：150mm\$长度：200mm\$长度：   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC53684 | 无针缆索         | 直径：1.0\$直径：1.1\$直径：1.2\$直径：1.3\$直径：1.4\$直径：1.5\$直径：1.6\$直径：1.7\$   | 普通无针缆索（LS-WP）\$带箍无针缆索（LS-WG）\$带扣无针缆    | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC53685 | 无针缆索         | 直径：1.0\$直径：1.1\$直径：1.2\$直径：1.3\$直径：1.4\$直径：1.5\$直径：1.6\$直径：1.7\$   | 普通无针缆索（LS-WP）\$带箍无针缆索（LS-WG）\$带扣无针缆    | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC53686 | 双头带针缆索       | 直径：1.0\$直径：1.1\$直径：1.2\$直径：1.3\$直径：1.4\$直径：1.5\$直径：1.6\$直径：1.7\$   | 双头带针缆索（LS-ZS）长度：150mm\$长度：200mm\$长度：   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格                                                                                                 | 产品型号                                                                        | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| JC53687 | 带针缆索       | 直径：1.0\$直径：1.1\$直径：1.2\$直径：1.3\$直径：1.4\$直径：1.5\$直径：1.6\$直径：1.7\$                                     | 双头带针缆索（LS-ZS）\$单头带针缆索（LS-ZD）长度：                                             | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC53789 | 自锁钉        | 6025\$6030\$6035\$6040\$6045\$6050\$6525\$6530\$6535\$6540\$6545\$6550                               | 6025\$6030\$6035\$6040\$6045\$6050\$6525\$6530\$6535\$6540\$6545\$6550      | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC53790 | 自锁钉        | 6025\$6030\$6035\$6040\$6045\$6050\$6525\$6530\$6535\$6540\$6545\$6550                               | 6025\$6030\$6035\$6040\$6045\$6050\$6525\$6530\$6535\$6540\$6545\$6550      | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC53791 | 自锁钉        | 6025\$6030\$6035\$6040\$6045\$6050\$6525\$6530\$6535\$6540\$6545\$6550                               | 6025\$6030\$6035\$6040\$6045\$6050\$6525\$6530\$6535\$6540\$6545\$6550      | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC53792 | 万向螺钉       | 4012\$4014\$4016\$4018\$4512\$4514\$4516\$4518\$5035\$5040\$5045\$5050\$5535\$5540\$5545\$5550\$6035 | 4012\$4014\$4016\$4018\$4512\$4514\$4516\$4518\$5035\$5040\$5045\$5050\$    | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC53793 | 万向螺钉       | 4012\$4014\$4016\$4018\$4512\$4514\$4516\$4518\$5035\$5040\$5045\$5050\$5535\$5540\$5545\$5550\$6035 | 4012\$4014\$4016\$4018\$4512\$4514\$4516\$4518\$5035\$5040\$5045\$5050\$    | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC53794 | 腰椎前路骨板（I）  | 长度：50mm \$长度：55mm \$长度：60mm \$长度：65mm \$长度：70mm \$长度：75mm \$长度：80mm                                  | 长度：50mmmm\$长度：55mmmm\$长度：60mmmm\$长度：65mmmm\$长度：70mmmm\$长度：75mmmm\$长度：80mmmm | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC53795 | 腰椎前路骨板（II） | 长度：50mm \$长度：55mm \$长度：60mm \$长度：65mm \$长度：70mm \$长度：75mm \$长度：80mm                                  | 长度：50mmmm\$长度：55mmmm\$长度：60mmmm\$长度：65mmmm\$长度：70mmmm\$长度：75mmmm\$长度：80mmmm | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC53796 | 紧固螺母（万向螺钉） | 长度：6mm，直径：10mm                                                                                       | 长度：6mm，直径：10mm                                                              | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC53797 | 紧固螺母（万向螺钉） | 长度：6mm，直径：10mm                                                                                       | 长度：6mm，直径：10mm                                                              | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC53798 | 腰椎前路接骨板    | 长度：80mm \$长度：85mm \$长度：90mm \$长度：95mm \$长度：100mm \$长度：105mm \$长度：                                    | 长度：80mmmm\$长度：85mmmm\$长度：90mmmm\$长度：95mmmm\$长度：                             | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC53799 | 腰椎前路接骨板    | 长度：80mm \$长度：85mm \$长度：90mm \$长度：95mm \$长度：100mm \$长度：105mm \$长度：                                    | 长度：80mmmm\$长度：85mmmm\$长度：90mmmm\$长度：95mmmm\$长度：                             | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                         | 产品型号      | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|--------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|
| JC53800 | 空心螺钉（12.0mm 加压螺旋钉） | 直径：12.0mm 长度：10mm\$直径：12.0mm 长度：11mm\$直径：12.0mm 长度：12mm\$直径： | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53801 | 空心螺钉（12.0mm 加压螺旋钉） | 直径：12.0mm 长度：10mm\$直径：12.0mm 长度：11mm\$直径：12.0mm 长度：12mm\$直径： | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53802 | 空心螺钉（12.0mm 加压螺旋钉） | 直径：12.0mm 长度：10mm\$直径：12.0mm 长度：11mm\$直径：12.0mm 长度：12mm\$直径： | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53803 | 空心螺钉（12.0mm 加压螺旋钉） | 直径：12.0mm 长度：10mm\$直径：12.0mm 长度：11mm\$直径：12.0mm 长度：12mm\$直径： | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53804 | 空心螺钉（12.0mm 加压螺旋钉） | 直径：12.0mm 长度：10mm\$直径：12.0mm 长度：11mm\$直径：12.0mm 长度：12mm\$直径： | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53805 | 空心螺钉（12.0mm 加压螺旋钉） | 直径：12.0mm 长度：10mm\$直径：12.0mm 长度：11mm\$直径：12.0mm 长度：12mm\$直径： | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53806 | 空心螺钉（12.0mm 加压螺旋钉） | 直径：12.0mm 长度：10mm\$直径：12.0mm 长度：11mm\$直径：12.0mm 长度：12mm\$直径： | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53807 | 空心螺钉（12.0mm 加压螺旋钉） | 直径：12.0mm 长度：10mm\$直径：12.0mm 长度：11mm\$直径：12.0mm 长度：12mm\$直径： | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53808 | 空心螺钉（12.0mm 加压螺旋钉） | 直径：12.0mm 长度：10mm\$直径：12.0mm 长度：11mm\$直径：12.0mm 长度：12mm\$直径： | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53809 | 空心螺钉（12.0mm 加压螺旋钉） | 直径：12.0mm 长度：10mm\$直径：12.0mm 长度：11mm\$直径：12.0mm 长度：12mm\$直径： | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53810 | 空心螺钉（12.0mm 加压螺旋钉） | 直径：12.0mm 长度：10mm\$直径：12.0mm 长度：11mm\$直径：12.0mm 长度：12mm\$直径： | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53811 | 空心螺钉（12.5mm 加压螺旋钉） | 直径：12.5mm 长度：10mm\$直径：12.5mm 长度：11mm\$直径：12.5mm 长度：12mm\$直径： | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                           | 产品型号        | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|
| JC53812 | 空心螺钉（12.5mm 加压螺旋钉） | 直径：12.5mm 长度：10mm\$直径：12.5mm 长度：11mm\$直径：12.5mm 长度：12mm\$直径：   | GJYD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53813 | 空心螺钉（12.5mm 加压螺旋钉） | 直径：12.5mm 长度：10mm\$直径：12.5mm 长度：11mm\$直径：12.5mm 长度：12mm\$直径：   | GJYD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53814 | 空心螺钉（12.5mm 加压螺旋钉） | 直径：12.5mm 长度：10mm\$直径：12.5mm 长度：11mm\$直径：12.5mm 长度：12mm\$直径：   | GJYD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53815 | 空心螺钉（2.5mm 加压螺旋钉）  | 直径：2.5mm 长度：10mm\$直径：2.5mm 长度：11mm\$直径：2.5mm 长度：12mm\$直径：2.5mm | GJYD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53816 | 空心螺钉（2.5mm 加压螺旋钉）  | 直径：2.5mm 长度：10mm\$直径：2.5mm 长度：11mm\$直径：2.5mm 长度：12mm\$直径：2.5mm | GJYD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53817 | 空心螺钉（2.5mm 加压螺旋钉）  | 直径：2.5mm 长度：10mm\$直径：2.5mm 长度：11mm\$直径：2.5mm 长度：12mm\$直径：2.5mm | GJYD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53818 | 空心螺钉（2.5mm 加压螺旋钉）  | 直径：2.5mm 长度：10mm\$直径：2.5mm 长度：11mm\$直径：2.5mm 长度：12mm\$直径：2.5mm | GJYD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53819 | 空心螺钉（2.5mm加压螺旋钉）   | 直径：2.5mm 长度：10mm\$直径：2.5mm 长度：11mm\$直径：2.5mm 长度：12mm\$直径：2.5mm | GJYD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53820 | 空心螺钉（2.5mm加压螺旋钉）   | 直径：2.5mm 长度：10mm\$直径：2.5mm 长度：11mm\$直径：2.5mm 长度：12mm\$直径：2.5mm | GJYD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53821 | 空心螺钉（2.7mm 加压螺旋钉）  | 直径：2.7mm 长度：10mm\$直径：2.7mm 长度：11mm\$直径：2.7mm 长度：12mm\$直径：2.7mm | GJYD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53822 | 空心螺钉（2.7mm 加压螺旋钉）  | 直径：2.7mm 长度：10mm\$直径：2.7mm 长度：11mm\$直径：2.7mm 长度：12mm\$直径：2.7mm | GJYD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53823 | 空心螺钉（2.7mm加压螺旋钉）   | 直径：2.7mm 长度：10mm\$直径：2.7mm 长度：11mm\$直径：2.7mm 长度：12mm\$直径：2.7mm | GJYD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格                                                           | 产品型号      | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|
| JC53824 | 空心螺钉（2.7mm加压螺旋钉）  | 直径：2.7mm 长度：10mm\$直径：2.7mm 长度：11mm\$直径：2.7mm 长度：12mm\$直径：2.7mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53825 | 空心螺钉（3.0mm加压螺旋钉）  | 直径：3.0mm 长度：10mm\$直径：3.0mm 长度：11mm\$直径：3.0mm 长度：12mm\$直径：3.0mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53826 | 空心螺钉（3.0mm加压螺旋钉）  | 直径：3.0mm 长度：10mm\$直径：3.0mm 长度：11mm\$直径：3.0mm 长度：12mm\$直径：3.0mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53827 | 空心螺钉（3.0mm 加压螺旋钉） | 直径：3.0mm 长度：10mm\$直径：3.0mm 长度：11mm\$直径：3.0mm 长度：12mm\$直径：3.0mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53828 | 空心螺钉（3.0mm 加压螺旋钉） | 直径：3.0mm 长度：10mm\$直径：3.0mm 长度：11mm\$直径：3.0mm 长度：12mm\$直径：3.0mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53829 | 空心螺钉（3.0mm 加压螺旋钉） | 直径：3.0mm 长度：10mm\$直径：3.0mm 长度：11mm\$直径：3.0mm 长度：12mm\$直径：3.0mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53830 | 空心螺钉（3.0mm 加压螺旋钉） | 直径：3.0mm 长度：10mm\$直径：3.0mm 长度：11mm\$直径：3.0mm 长度：12mm\$直径：3.0mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53831 | 空心螺钉（3.5mm加压螺旋钉）  | 直径：3.5mm 长度：10mm\$直径：3.5mm 长度：11mm\$直径：3.5mm 长度：12mm\$直径：3.5mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53832 | 空心螺钉（3.5mm加压螺旋钉）  | 直径：3.5mm 长度：10mm\$直径：3.5mm 长度：11mm\$直径：3.5mm 长度：12mm\$直径：3.5mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53833 | 空心螺钉（3.5mm 加压螺旋钉） | 直径：3.5mm 长度：10mm\$直径：3.5mm 长度：11mm\$直径：3.5mm 长度：12mm\$直径：3.5mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53834 | 空心螺钉（3.5mm 加压螺旋钉） | 直径：3.5mm 长度：10mm\$直径：3.5mm 长度：11mm\$直径：3.5mm 长度：12mm\$直径：3.5mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53835 | 空心螺钉（3.5mm 加压螺旋钉） | 直径：3.5mm 长度：10mm\$直径：3.5mm 长度：11mm\$直径：3.5mm 长度：12mm\$直径：3.5mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格                                                           | 产品型号      | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|
| JC53836 | 空心螺钉（3.5mm 加压螺旋钉） | 直径：3.5mm 长度：10mm\$直径：3.5mm 长度：11mm\$直径：3.5mm 长度：12mm\$直径：3.5mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53837 | 空心螺钉（4.0mm 加压螺旋钉） | 直径：4.0mm 长度：10mm\$直径：4.0mm 长度：11mm\$直径：4.0mm 长度：12mm\$直径：4.0mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53838 | 空心螺钉（4.0mm 加压螺旋钉） | 直径：4.0mm 长度：10mm\$直径：4.0mm 长度：11mm\$直径：4.0mm 长度：12mm\$直径：4.0mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53839 | 空心螺钉（4.0mm 加压螺旋钉） | 直径：4.0mm 长度：10mm\$直径：4.0mm 长度：11mm\$直径：4.0mm 长度：12mm\$直径：4.0mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53840 | 空心螺钉（4.0mm 加压螺旋钉） | 直径：4.0mm 长度：10mm\$直径：4.0mm 长度：11mm\$直径：4.0mm 长度：12mm\$直径：4.0mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53841 | 空心螺钉（4.0mm 加压螺旋钉） | 直径：4.0mm 长度：10mm\$直径：4.0mm 长度：11mm\$直径：4.0mm 长度：12mm\$直径：4.0mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53842 | 空心螺钉（4.0mm 加压螺旋钉） | 直径：4.0mm 长度：10mm\$直径：4.0mm 长度：11mm\$直径：4.0mm 长度：12mm\$直径：4.0mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53843 | 空心螺钉（4.5mm 加压螺旋钉） | 直径：4.5mm 长度：10mm\$直径：4.5mm 长度：11mm\$直径：4.5mm 长度：12mm\$直径：4.5mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53844 | 空心螺钉（4.5mm 加压螺旋钉） | 直径：4.5mm 长度：10mm\$直径：4.5mm 长度：11mm\$直径：4.5mm 长度：12mm\$直径：4.5mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53845 | 空心螺钉（4.5mm 加压螺旋钉） | 直径：4.5mm 长度：10mm\$直径：4.5mm 长度：11mm\$直径：4.5mm 长度：12mm\$直径：4.5mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53846 | 空心螺钉（4.5mm 加压螺旋钉） | 直径：4.5mm 长度：10mm\$直径：4.5mm 长度：11mm\$直径：4.5mm 长度：12mm\$直径：4.5mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53847 | 空心螺钉（4.5mm 加压螺旋钉） | 直径：4.5mm 长度：10mm\$直径：4.5mm 长度：11mm\$直径：4.5mm 长度：12mm\$直径：4.5mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格                                                           | 产品型号      | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|-------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|------|
| JC53848 | 空心螺钉（4.5mm 加压螺旋钉） | 直径：4.5mm 长度：10mm\$直径：4.5mm 长度：11mm\$直径：4.5mm 长度：12mm\$直径：4.5mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53849 | 空心螺钉（6.5mm 加压螺旋钉） | 直径：6.5mm 长度：10mm\$直径：6.5mm 长度：11mm\$直径：6.5mm 长度：12mm\$直径：6.5mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53850 | 空心螺钉（6.5mm 加压螺旋钉） | 直径：6.5mm 长度：10mm\$直径：6.5mm 长度：11mm\$直径：6.5mm 长度：12mm\$直径：6.5mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53851 | 空心螺钉（6.5mm 加压螺旋钉） | 直径：6.5mm 长度：10mm\$直径：6.5mm 长度：11mm\$直径：6.5mm 长度：12mm\$直径：6.5mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53852 | 空心螺钉（6.5mm 加压螺旋钉） | 直径：6.5mm 长度：10mm\$直径：6.5mm 长度：11mm\$直径：6.5mm 长度：12mm\$直径：6.5mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53853 | 空心螺钉（6.5mm 加压螺旋钉） | 直径：6.5mm 长度：10mm\$直径：6.5mm 长度：11mm\$直径：6.5mm 长度：12mm\$直径：6.5mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53854 | 空心螺钉（6.5mm 加压螺旋钉） | 直径：6.5mm 长度：10mm\$直径：6.5mm 长度：11mm\$直径：6.5mm 长度：12mm\$直径：6.5mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53855 | 空心螺钉（6.5mm 加压螺旋钉） | 直径：6.5mm 长度：10mm\$直径：6.5mm 长度：11mm\$直径：6.5mm 长度：12mm\$直径：6.5mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53856 | 空心螺钉（6.5mm 加压螺旋钉） | 直径：6.5mm 长度：10mm\$直径：6.5mm 长度：11mm\$直径：6.5mm 长度：12mm\$直径：6.5mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53857 | 空心螺钉（7.3mm 加压螺旋钉） | 直径：7.3mm 长度：10mm\$直径：7.3mm 长度：11mm\$直径：7.3mm 长度：12mm\$直径：7.3mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53858 | 空心螺钉（7.3mm 加压螺旋钉） | 直径：7.3mm 长度：10mm\$直径：7.3mm 长度：11mm\$直径：7.3mm 长度：12mm\$直径：7.3mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53859 | 空心螺钉（7.3mm 加压螺旋钉） | 直径：7.3mm 长度：10mm\$直径：7.3mm 长度：11mm\$直径：7.3mm 长度：12mm\$直径：7.3mm | GJYD I－II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                 | 产品规格                                                           | 产品型号        | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|
| JC53860 | 空心螺钉（7.3mm 加压螺旋钉）    | 直径：7.3mm 长度：10mm\$直径：7.3mm 长度：11mm\$直径：7.3mm 长度：12mm\$直径：7.3mm | GJYD I – II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53861 | 空心螺钉（7.3mm 加压螺旋钉）    | 直径：7.3mm 长度：10mm\$直径：7.3mm 长度：11mm\$直径：7.3mm 长度：12mm\$直径：7.3mm | GJYD I – II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53862 | 空心螺钉（7.3mm 加压螺旋钉）    | 直径：7.3mm 长度：10mm\$直径：7.3mm 长度：11mm\$直径：7.3mm 长度：12mm\$直径：7.3mm | GJYD I – II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53863 | 空心螺钉（8.5mm 加压螺旋钉）    | 直径：8.5mm 长度：10mm\$直径：8.5mm 长度：11mm\$直径：8.5mm 长度：12mm\$直径：8.5mm | GJYD I – II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53864 | 空心螺钉（8.5mm 加压螺旋钉）    | 直径：8.5mm 长度：10mm\$直径：8.5mm 长度：11mm\$直径：8.5mm 长度：12mm\$直径：8.5mm | GJYD I – II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53865 | 空心螺钉（8.5mm 加压螺旋钉）    | 直径：8.5mm 长度：10mm\$直径：8.5mm 长度：11mm\$直径：8.5mm 长度：12mm\$直径：8.5mm | GJYD I – II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53866 | 空心螺钉（8.5mm 加压螺旋钉）    | 直径：8.5mm 长度：10mm\$直径：8.5mm 长度：11mm\$直径：8.5mm 长度：12mm\$直径：8.5mm | GJYD I – II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53867 | 空心螺钉（3.0mm空心双头加压螺钉）  | 直径：3.0mm 长度：8mm\$直径：3.0mm 长度：9mm\$直径：3.0mm 长度：10mm\$直径：3.0mm 长 | GKSD I – II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53868 | 空心螺钉（4.0mm空心双头加压螺钉）  | 直径：4.0mm 长度：8mm\$直径：4.0mm 长度：9mm\$直径：4.0mm 长度：10mm\$直径：4.0mm 长 | GKSD I – II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53869 | 空心螺钉（7.3mm空心双头加压螺钉）  | 直径：7.3mm 长度：8mm\$直径：7.3mm 长度：9mm\$直径：7.3mm 长度：10mm\$直径：7.3mm 长 | GKSD I – II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53870 | 空心螺钉（10.0mm空心双头加压螺钉） | 直径：10.0mm 长度：8mm\$直径：10.0mm 长度：9mm\$直径：10.0mm 长度：10mm\$直径：     | GKSD I – II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53871 | 空心螺钉（10.0mm空心双头加压螺钉） | 直径：10.0mm 长度：8mm\$直径：10.0mm 长度：9mm\$直径：10.0mm 长度：10mm\$直径：     | GKSD I – II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                      | 产品规格                                                                  | 产品型号        | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|
| JC53872 | 空心螺钉（10.0mm 空心双头<br>加压螺钉） | 直径：10.0mm 长度：8mm\$直径：<br>10.0mm 长度：9mm\$直径：<br>10.0mm 长度：10mm\$直径：    | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53873 | 空心螺钉（10.0mm 空心双头<br>加压螺钉） | 直径：10.0mm 长度：8mm\$直径：<br>10.0mm 长度：9mm\$直径：<br>10.0mm 长度：10mm\$直径：    | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53874 | 空心螺钉（10.0mm 空心双头<br>加压螺钉） | 直径：10.0mm 长度：8mm\$直径：<br>10.0mm 长度：9mm\$直径：<br>10.0mm 长度：10mm\$直径：    | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53875 | 空心螺钉（10.0mm 空心双头<br>加压螺钉） | 直径：10.0mm 长度：8mm\$直径：<br>10.0mm 长度：9mm\$直径：<br>10.0mm 长度：10mm\$直径：    | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53876 | 空心螺钉（2.0mm空心双头加<br>压螺钉）   | 直径：2.0mm 长度：8mm\$直径：<br>2.0mm 长度：9mm\$直径：2.0mm<br>长度：10mm\$直径：2.0mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53877 | 空心螺钉（2.0mm空心双头加<br>压螺钉）   | 直径：2.0mm 长度：8mm\$直径：<br>2.0mm 长度：9mm\$直径：2.0mm<br>长度：10mm\$直径：2.0mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53878 | 空心螺钉（2.0mm空心双头加<br>压螺钉）   | 直径：2.0mm 长度：8mm\$直径：<br>2.0mm 长度：9mm\$直径：2.0mm<br>长度：10mm\$直径：2.0mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53879 | 空心螺钉（2.0mm空心双头加<br>压螺钉）   | 直径：2.0mm 长度：8mm\$直径：<br>2.0mm 长度：9mm\$直径：2.0mm<br>长度：10mm\$直径：2.0mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53880 | 空心螺钉（2.0mm空心双头加<br>压螺钉）   | 直径：2.0mm 长度：8mm\$直径：<br>2.0mm 长度：9mm\$直径：2.0mm<br>长度：10mm\$直径：2.0mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53881 | 空心螺钉（2.0mm空心双头加<br>压螺钉）   | 直径：2.0mm 长度：8mm\$直径：<br>2.0mm 长度：9mm\$直径：2.0mm<br>长度：10mm\$直径：2.0mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53882 | 空心螺钉（2.0mm空心双头加<br>压螺钉）   | 直径：2.0mm 长度：8mm\$直径：<br>2.0mm 长度：9mm\$直径：2.0mm<br>长度：10mm\$直径：2.0mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53883 | 空心螺钉（2.0mm空心双头加<br>压螺钉）   | 直径：2.0mm 长度：8mm\$直径：<br>2.0mm 长度：9mm\$直径：2.0mm<br>长度：10mm\$直径：2.0mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                 | 产品规格                                                           | 产品型号        | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|
| JC53884 | 空心螺钉（2.5mm空心双头加压螺钉）  | 直径：2.5mm 长度：8mm\$直径：2.5mm 长度：9mm\$直径：2.5mm 长度：10mm\$直径：2.5mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53885 | 空心螺钉（2.5mm空心双头加压螺钉）  | 直径：2.5mm 长度：8mm\$直径：2.5mm 长度：9mm\$直径：2.5mm 长度：10mm\$直径：2.5mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53886 | 空心螺钉（2.5mm空心双头加压螺钉）  | 直径：2.5mm 长度：8mm\$直径：2.5mm 长度：9mm\$直径：2.5mm 长度：10mm\$直径：2.5mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53887 | 空心螺钉（2.5mm空心双头加压螺钉）  | 直径：2.5mm 长度：8mm\$直径：2.5mm 长度：9mm\$直径：2.5mm 长度：10mm\$直径：2.5mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53888 | 空心螺钉（3.0mm空心双头加压螺钉）  | 直径：3.0mm 长度：8mm\$直径：3.0mm 长度：9mm\$直径：3.0mm 长度：10mm\$直径：3.0mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53889 | 空心螺钉（3.0mm空心双头加压螺钉）  | 直径：3.0mm 长度：8mm\$直径：3.0mm 长度：9mm\$直径：3.0mm 长度：10mm\$直径：3.0mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53890 | 空心螺钉（3.0mm空心双头加压螺钉）  | 直径：3.0mm 长度：8mm\$直径：3.0mm 长度：9mm\$直径：3.0mm 长度：10mm\$直径：3.0mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53891 | 空心螺钉（3.0mm空心双头加压螺钉）  | 直径：3.0mm 长度：8mm\$直径：3.0mm 长度：9mm\$直径：3.0mm 长度：10mm\$直径：3.0mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53892 | 空心螺钉（3.5mm 空心双头加压螺钉） | 直径：3.5mm 长度：8mm\$直径：3.5mm 长度：9mm\$直径：3.5mm 长度：10mm\$直径：3.5mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53893 | 空心螺钉（3.5mm空心双头加压螺钉）  | 直径：3.5mm 长度：8mm\$直径：3.5mm 长度：9mm\$直径：3.5mm 长度：10mm\$直径：3.5mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53894 | 空心螺钉（3.5mm空心双头加压螺钉）  | 直径：3.5mm 长度：8mm\$直径：3.5mm 长度：9mm\$直径：3.5mm 长度：10mm\$直径：3.5mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53895 | 空心螺钉（3.5mm空心双头加压螺钉）  | 直径：3.5mm 长度：8mm\$直径：3.5mm 长度：9mm\$直径：3.5mm 长度：10mm\$直径：3.5mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称                     | 产品规格                                                                  | 产品型号        | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|
| JC53896 | 空心螺钉（4.0mm 空心双头<br>加压螺钉） | 直径：4.0mm 长度：8mm\$直径：<br>4.0mm 长度：9mm\$直径：4.0mm<br>长度：10mm\$直径：4.0mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53897 | 空心螺钉（4.0mm 空心双头<br>加压螺钉） | 直径：4.0mm 长度：8mm\$直径：<br>4.0mm 长度：9mm\$直径：4.0mm<br>长度：10mm\$直径：4.0mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53898 | 空心螺钉（4.0mm空心双头加<br>压螺钉）  | 直径：4.0mm 长度：8mm\$直径：<br>4.0mm 长度：9mm\$直径：4.0mm<br>长度：10mm\$直径：4.0mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53899 | 空心螺钉（4.5mm 空心双头<br>加压螺钉） | 直径：4.5mm 长度：8mm\$直径：<br>4.5mm 长度：9mm\$直径：4.5mm<br>长度：10mm\$直径：4.5mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53900 | 空心螺钉（4.5mm 空心双头<br>加压螺钉） | 直径：4.5mm 长度：8mm\$直径：<br>4.5mm 长度：9mm\$直径：4.5mm<br>长度：10mm\$直径：4.5mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53901 | 空心螺钉（4.5mm空心双头加<br>压螺钉）  | 直径：4.5mm 长度：8mm\$直径：<br>4.5mm 长度：9mm\$直径：4.5mm<br>长度：10mm\$直径：4.5mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53902 | 空心螺钉（4.5mm空心双头加<br>压螺钉）  | 直径：4.5mm 长度：8mm\$直径：<br>4.5mm 长度：9mm\$直径：4.5mm<br>长度：10mm\$直径：4.5mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53903 | 空心螺钉（6.5mm 空心双头<br>加压螺钉） | 直径：6.5mm 长度：8mm\$直径：<br>6.5mm 长度：9mm\$直径：6.5mm<br>长度：10mm\$直径：6.5mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53904 | 空心螺钉（6.5mm 空心双头<br>加压螺钉） | 直径：6.5mm 长度：8mm\$直径：<br>6.5mm 长度：9mm\$直径：6.5mm<br>长度：10mm\$直径：6.5mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53905 | 空心螺钉（6.5mm空心双头加<br>压螺钉）  | 直径：6.5mm 长度：8mm\$直径：<br>6.5mm 长度：9mm\$直径：6.5mm<br>长度：10mm\$直径：6.5mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53906 | 空心螺钉（4.0mm空心双头加<br>压螺钉）  | 直径：6.5mm 长度：8mm\$直径：<br>6.5mm 长度：9mm\$直径：6.5mm<br>长度：10mm\$直径：6.5mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC53907 | 空心螺钉（7.3mm空心双头加<br>压螺钉）  | 直径：7.3mm 长度：8mm\$直径：<br>7.3mm 长度：9mm\$直径：7.3mm<br>长度：10mm\$直径：7.3mm 长 | GKSD I - II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                     | 产品规格                                                                  | 产品型号        | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|------|
| JC53908 | 空心螺钉（7.3mm 空心双头<br>加压螺钉） | 直径：7.3mm 长度：8mm\$直径：<br>7.3mm 长度：9mm\$直径：7.3mm<br>长度：10mm\$直径：7.3mm 长 | GKSD I – II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司     |      |
| JC53909 | 空心螺钉（7.3mm 空心双头<br>加压螺钉） | 直径：7.3mm 长度：8mm\$直径：<br>7.3mm 长度：9mm\$直径：7.3mm<br>长度：10mm\$直径：7.3mm 长 | GKSD I – II | 苏州海欧斯医疗器械有限公司     |      |
| JC53910 | “维纳”博纳利                  | 1.5X4.0mm                                                             | F00-150400  | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| JC53911 | “维纳”博纳利                  | 1.5X4.0mm                                                             | F00-150401  | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| JC53912 | 维纳”博纳利                   | 1.5X4.0mm                                                             | F00-150402  | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| JC53913 | “维纳”博纳利                  | 1.5X6.0mm                                                             | F00-150600  | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| JC53914 | “维纳”博纳利                  | 1.5X6.0mm                                                             | F00-150601  | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| JC53915 | “维纳”博纳利                  | 1.5X6.0mm                                                             | F00-150602  | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| JC53916 | “维纳”博纳利                  | 2.0X6.0mm                                                             | F00-200600  | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| JC53917 | “维纳”博纳利                  | 2.0X6.0mm                                                             | F00-200601  | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| JC53918 | “维纳”博纳利                  | 2.0X6.0mm                                                             | F00-200602  | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| JC53919 | “维纳”博纳利                  | 2.0X8.0mm                                                             | F00-200800  | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格         | 产品型号       | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|---------|--------------|------------|-------------------|------|
| JC53920 | “维纳”博纳利 | 2. 0X8. 0mm  | F00-200801 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| JC53921 | “维纳”博纳利 | 2. 0X8. 0mm  | F00-200802 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| JC53922 | “维纳”博纳利 | 2. 0X20. 0mm | F00-202000 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| JC53923 | “维纳”博纳利 | 2. 0X20. 0mm | F00-202001 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| JC53924 | “维纳”博纳利 | 2. 0X20. 0mm | F00-202002 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| JC53925 | “维纳”博纳利 | 2. 5X6. 0mm  | F00-250600 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| JC53926 | “维纳”博纳利 | 2. 5X6. 0mm  | F00-250601 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| JC53927 | “维纳”博纳利 | 2. 5X6. 0mm  | F00-250602 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| JC53928 | “维纳”博纳利 | 2. 5X8. 0mm  | F00-250800 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| JC53929 | “维纳”博纳利 | 2. 5X8. 0mm  | F00-250801 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| JC53930 | “维纳”博纳利 | 2. 5X8. 0mm  | F00-250802 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| JC53931 | “维纳”博纳利 | 2. 5X25. 0mm | F00-252500 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|---------|------------|------------|-----------------------|------|
| JC53932 | “维纳”博纳利 | 2.5X25.0mm | F00-252501 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司     |      |
| JC53933 | “维纳”博纳利 | 2.5X25.0   | F00-252502 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司     |      |
| JC53934 | 骨填充器    | F04B       | F04B       | 美国Medtronic Spine LLC |      |
| JC53935 | 骨填充器    | F04B       | F04B       | 美国Medtronic Spine LLC |      |
| JC53936 | 骨填充器    | F04B       | F04B       | 美国Medtronic Spine LLC |      |
| JC53937 | 骨填充器    | F04B       | F04B       | 美国Medtronic Spine LLC |      |
| JC53938 | 骨填充器    | F04B       | F04B       | 美国Medtronic Spine LLC |      |
| JC53939 | 骨填充器    | F04B       | F04B       | 美国Medtronic Spine LLC |      |
| JC53940 | 骨填充器    | F04B       | F04B       | 美国Medtronic Spine LLC |      |
| JC53941 | 骨取样器    | F05A       | F05A       | 美国Medtronic Spine LLC |      |
| JC53942 | 骨取样器    | F05A       | F05A       | 美国Medtronic Spine LLC |      |
| JC53943 | 骨取样器    | F05A       | F05A       | 美国Medtronic Spine LLC |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                                                | 产品型号                                                                        | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC53944 | 骨取样器               | F05A                                                                                | F05A                                                                        | 美国Medtronic Spine LLC |      |
| JC53945 | 骨取样器               | F05A                                                                                | F05A                                                                        | 美国Medtronic Spine LLC |      |
| JC54040 | 无头加压空心螺钉           | Acutrak2微型无头加压螺钉<br>8mm\$Acutrak2迷你型无头加压螺<br>钉16m\$Acutrak2标准型无头加压                  | AT2-C08-S\$AT2-C09-<br>S\$AT2-C10-S\$AT2-C11-<br>S\$AT2-C12-S\$AT2-C13-     | 美国 Acumed LLC         |      |
| JC54046 | Helix ACP 自钻固定角度螺钉 | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$ | 7732110\$7732111\$7732<br>112\$7732113\$7732114\$<br>7732115\$7732116\$7732 | 美国NuVasive, Inc.:     |      |
| JC54047 | Helix ACP 自钻固定角度螺钉 | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$ | 7732110\$7732111\$7732<br>112\$7732113\$7732114\$<br>7732115\$7732116\$7732 | 美国NuVasive, Inc.:     |      |
| JC54048 | Helix ACP 自钻固定角度螺钉 | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$ | 7732110\$7732111\$7732<br>112\$7732113\$7732114\$<br>7732115\$7732116\$7732 | 美国NuVasive, Inc.:     |      |
| JC54049 | Helix ACP 自钻固定角度螺钉 | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$ | 7732110\$7732111\$7732<br>112\$7732113\$7732114\$<br>7732115\$7732116\$7732 | 美国NuVasive, Inc.:     |      |
| JC54050 | Helix ACP 自攻固定角度螺钉 | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$ | 7732110\$7732111\$7732<br>112\$7732113\$7732114\$<br>7732115\$7732116\$7732 | 美国NuVasive, Inc.:     |      |
| JC54051 | Helix ACP 自攻固定角度螺钉 | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$ | 7732110\$7732111\$7732<br>112\$7732113\$7732114\$<br>7732115\$7732116\$7732 | 美国NuVasive, Inc.:     |      |
| JC54052 | Helix ACP 自攻固定角度螺钉 | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$ | 7732110\$7732111\$7732<br>112\$7732113\$7732114\$<br>7732115\$7732116\$7732 | 美国NuVasive, Inc.:     |      |
| JC54053 | Helix ACP 自攻固定角度螺钉 | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$ | 7732110\$7732111\$7732<br>112\$7732113\$7732114\$<br>7732115\$7732116\$7732 | 美国NuVasive, Inc.:     |      |
| JC54054 | Helix ACP 颈椎前路板一节段 | 20mm\$ 22mm\$ 24mm\$ 26mm\$<br>28mm\$ 30mm\$ 32mm\$ 34mm                            | 7738120\$7738122\$7738<br>124\$7738126\$7738128\$<br>7738130\$7738132\$7738 | 美国NuVasive, Inc.:     |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                                      | 产品型号                                                                | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC54055 | Helix ACP 颈椎前路板一节段 | 20mm\$ 22mm\$ 24mm\$ 26mm\$<br>28mm\$ 30mm\$ 32mm\$ 34mm                  | 7738120\$7738122\$7738124\$7738126\$7738128\$7738130\$7738132\$7738 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54056 | Helix ACP 颈椎前路板一节段 | 20mm\$ 22mm\$ 24mm\$ 26mm\$<br>28mm\$ 30mm\$ 32mm\$ 34mm                  | 7738120\$7738122\$7738124\$7738126\$7738128\$7738130\$7738132\$7738 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54057 | Helix ACP 颈椎前路板一节段 | 20mm\$ 22mm\$ 24mm\$ 26mm\$<br>28mm\$ 30mm\$ 32mm\$ 34mm                  | 7738120\$7738122\$7738124\$7738126\$7738128\$7738130\$7738132\$7738 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54058 | Helix ACP 颈椎前路板二节段 | 36mm\$ 38mm\$ 40mm\$ 42mm\$<br>44mm\$ 46mm\$ 48mm\$ 50mm\$<br>52mm\$ 54mm | 7738120\$7738122\$7738124\$7738126\$7738128\$7738130\$7738132\$7738 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54059 | Helix ACP 颈椎前路板二节段 | 36mm\$ 38mm\$ 40mm\$ 42mm\$<br>44mm\$ 46mm\$ 48mm\$ 50mm\$<br>52mm\$ 54mm | 7738120\$7738122\$7738124\$7738126\$7738128\$7738130\$7738132\$7738 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54060 | Helix ACP 颈椎前路板二节段 | 36mm\$ 38mm\$ 40mm\$ 42mm\$<br>44mm\$ 46mm\$ 48mm\$ 50mm\$<br>52mm\$ 54mm | 7738120\$7738122\$7738124\$7738126\$7738128\$7738130\$7738132\$7738 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54061 | Helix ACP 颈椎前路板二节段 | 36mm\$ 38mm\$ 40mm\$ 42mm\$<br>44mm\$ 46mm\$ 48mm\$ 50mm\$<br>52mm\$ 54mm | 7738120\$7738122\$7738124\$7738126\$7738128\$7738130\$7738132\$7738 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54062 | Helix ACP 颈椎前路板三节段 | 54mm\$ 56mm\$ 58mm\$ 60mm                                                 | 7738354\$7738356\$7738358\$7738360\$                                | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54063 | Helix ACP 颈椎前路板三节段 | 54mm\$ 56mm\$ 58mm\$ 60mm                                                 | 7738354\$7738356\$7738358\$7738360\$                                | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54064 | Helix ACP 颈椎前路板三节段 | 54mm\$ 56mm\$ 58mm\$ 60mm                                                 | 7738354\$7738356\$7738358\$7738360\$                                | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54065 | Helix ACP 颈椎前路板三节段 | 54mm\$ 56mm\$ 58mm\$ 60mm                                                 | 7738354\$7738356\$7738358\$7738360\$                                | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54066 | Helix ACP 颈椎前路板四节段 | 70mm\$ 74mm\$ 78mm\$ 82mm\$<br>86mm\$ 90mm                                | 7738470\$7738474\$7738478\$7738482\$7738486\$7738490\$              | 美国NuVasive, Inc.: |      |

| 流水号     | 产品名称                | 产品规格                                                                                      | 产品型号                                                                | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC54067 | Helix ACP 颈椎前路板四节段  | 70mm\$ 74mm\$ 78mm\$ 82mm\$<br>86mm\$ 90mm                                                | 7738470\$7738474\$7738478\$7738482\$7738486\$7738490\$              | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54068 | Helix ACP 颈椎前路板四节段  | 70mm\$ 74mm\$ 78mm\$ 82mm\$<br>86mm\$ 90mm                                                | 7738470\$7738474\$7738478\$7738482\$7738486\$7738490\$              | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54069 | Helix ACP 颈椎前路板四节段  | 70mm\$ 74mm\$ 78mm\$ 82mm\$<br>86mm\$ 90mm                                                | 7738470\$7738474\$7738478\$7738482\$7738486\$7738490\$              | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54070 | Helix ACP 自钻可变角度螺钉  | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$       | 7739110\$7739111\$7739112\$7739113\$7739114\$7739115\$7739116\$7739 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54071 | Helix ACP 自钻可变角度螺钉  | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$       | 7739110\$7739111\$7739112\$7739113\$7739114\$7739115\$7739116\$7739 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54072 | Helix ACP 自钻可变角度螺钉  | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$       | 7739110\$7739111\$7739112\$7739113\$7739114\$7739115\$7739116\$7739 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54073 | Helix ACP 自钻可变角度螺钉  | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$       | 7739110\$7739111\$7739112\$7739113\$7739114\$7739115\$7739116\$7739 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54074 | Helix ACP 自攻可变角度螺钉  | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$       | 7739210\$7739211\$7739212\$7739213\$7739214\$7739215\$7739216\$7739 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54075 | Helix ACP 自攻可变角度螺钉  | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$       | 7739210\$7739211\$7739212\$7739213\$7739214\$7739215\$7739216\$7739 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54076 | Helix ACP 自攻可变角度螺钉  | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$       | 7739210\$7739211\$7739212\$7739213\$7739214\$7739215\$7739216\$7739 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54077 | Helix ACP 自攻可变角度螺钉  | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$       | 7739210\$7739211\$7739212\$7739213\$7739214\$7739215\$7739216\$7739 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54078 | Helix Mini 迷你型骨板一节段 | 18mm\$ 19mm\$ 20mm\$ 21mm\$<br>22mm\$ 23mm\$ 24mm\$ 25mm\$<br>26mm\$ 27mm\$ 28mm\$ 29mm\$ | 7740118\$7740119\$7740120\$7740121\$7740122\$7740123\$7740124\$7740 | 美国NuVasive, Inc.: |      |

| 流水号     | 产品名称                | 产品规格                                                                                      | 产品型号                                                                | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC54079 | Helix Mini 迷你型骨板一节段 | 18mm\$ 19mm\$ 20mm\$ 21mm\$<br>22mm\$ 23mm\$ 24mm\$ 25mm\$<br>26mm\$ 27mm\$ 28mm\$ 29mm\$ | 7740118\$7740119\$7740120\$7740121\$7740122\$7740123\$7740124\$7740 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54080 | Helix Mini 迷你型骨板一节段 | 18mm\$ 19mm\$ 20mm\$ 21mm\$<br>22mm\$ 23mm\$ 24mm\$ 25mm\$<br>26mm\$ 27mm\$ 28mm\$ 29mm\$ | 7740118\$7740119\$7740120\$7740121\$7740122\$7740123\$7740124\$7740 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54081 | Helix Mini 迷你型骨板一节段 | 18mm\$ 19mm\$ 20mm\$ 21mm\$<br>22mm\$ 23mm\$ 24mm\$ 25mm\$<br>26mm\$ 27mm\$ 28mm\$ 29mm\$ | 7740118\$7740119\$7740120\$7740121\$7740122\$7740123\$7740124\$7740 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54082 | Helix Mini 迷你型骨板二节段 | 36mm\$ 37mm\$ 38mm\$ 39mm\$<br>40mm\$ 41mm\$ 42mm\$ 43mm\$<br>44mm\$ 45mm\$ 46mm\$ 47mm\$ | 7740236\$7740237\$7740238\$7740239\$7740240\$7740241\$7740242\$7740 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54083 | Helix Mini 迷你型骨板二节段 | 36mm\$ 37mm\$ 38mm\$ 39mm\$<br>40mm\$ 41mm\$ 42mm\$ 43mm\$<br>44mm\$ 45mm\$ 46mm\$ 47mm\$ | 7740236\$7740237\$7740238\$7740239\$7740240\$7740241\$7740242\$7740 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54084 | Helix Mini 迷你型骨板二节段 | 36mm\$ 37mm\$ 38mm\$ 39mm\$<br>40mm\$ 41mm\$ 42mm\$ 43mm\$<br>44mm\$ 45mm\$ 46mm\$ 47mm\$ | 7740236\$7740237\$7740238\$7740239\$7740240\$7740241\$7740242\$7740 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54085 | Helix Mini 迷你型骨板二节段 | 36mm\$ 37mm\$ 38mm\$ 39mm\$<br>40mm\$ 41mm\$ 42mm\$ 43mm\$<br>44mm\$ 45mm\$ 46mm\$ 47mm\$ | 7740236\$7740237\$7740238\$7740239\$7740240\$7740241\$7740242\$7740 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54086 | Helix ACP 迷你型自钻可变螺钉 | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$       | 7741110\$7741111\$7741112\$7741113\$7741114\$7741115\$7741116\$7741 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54087 | Helix ACP 迷你型自钻可变螺钉 | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$       | 7741110\$7741111\$7741112\$7741113\$7741114\$7741115\$7741116\$7741 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54088 | Helix ACP 迷你型自钻固定螺钉 | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$       | 7741110\$7741111\$7741112\$7741113\$7741114\$7741115\$7741116\$7741 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54089 | Helix ACP 迷你型自钻固定螺钉 | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$       | 7741110\$7741111\$7741112\$7741113\$7741114\$7741115\$7741116\$7741 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54090 | Helix ACP 迷你型自攻固定螺钉 | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$       | 7741110\$7741111\$7741112\$7741113\$7741114\$7741115\$7741116\$7741 | 美国NuVasive, Inc.: |      |



| 流水号     | 产品名称                               | 产品规格                                                                                | 产品型号                                                                | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC54091 | Helix ACP 迷你型自攻固定螺钉                | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$ | 7741110\$7741111\$7741112\$7741113\$7741114\$7741115\$7741116\$7741 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54092 | Helix ACP 迷你型自攻可变螺钉                | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$ | 7741110\$7741111\$7741112\$7741113\$7741114\$7741115\$7741116\$7741 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54093 | Helix ACP 迷你型自攻可变螺钉                | 4.0mm*10mm\$ 4.0mm*11mm\$<br>4.0mm*12mm\$ 4.0mm*13mm\$<br>4.0mm*14mm\$ 4.0mm*15mm\$ | 7741110\$7741111\$7741112\$7741113\$7741114\$7741115\$7741116\$7741 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54094 | CoRoent LC 弧型胸腰椎后路经椎间孔椎间融合器 (TLIF) | 8mm*11mm*25mm (8°) \$<br>10mm*11mm*25mm (8°) \$<br>12mm*11mm*25mm (8°) \$           | 6608125\$6610125\$6612125\$6614125\$                                | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54095 | CoRoent LC 弧型胸腰椎后路经椎间孔椎间融合器 (TLIF) | 8mm*9mm*25mm (8°) \$<br>10mm*9mm*25mm (8°) \$<br>12mm*9mm*25mm (8°) \$              | 6608125\$6610125\$6612125\$6614125\$                                | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54096 | CoRoent LI 置入型胸腰椎后路椎间融合器 (PLIF)    | 8mm*11mm*20mm (-4°) \$<br>9mm*11mm*20mm (-4°) \$<br>10mm*11mm*20mm (-4°) \$         | 6708120\$6709120\$6710120\$6711120\$6712120\$6713120\$6714120\$     | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54097 | CoRoent LI 置入型胸腰椎后路椎间融合器 (PLIF)    | 8mm*11mm*26mm (-4°) \$<br>9mm*11mm*26mm (-4°) \$<br>10mm*11mm*26mm (-4°) \$         | 6708126\$6709126\$6710126\$6711126\$6712126\$6713126\$6714126\$     | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54098 | CoRoent LI 置入型胸腰椎后路椎间融合器 (PLIF)    | 8mm*11mm*32mm (-4°) \$<br>9mm*11mm*32mm (-4°) \$<br>10mm*11mm*32mm (-4°) \$         | 6708132\$6709132\$6710132\$6711132\$6712132\$6713132\$6714132\$     | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54099 | CoRoent LI 置入型胸腰椎后路椎间融合器 (PLIF)    | 8mm*9mm*20mm (-4°) \$<br>9mm*9mm*20mm (-4°) \$<br>10mm*9mm*20mm (-4°) \$            | 6708920\$6709920\$6710920\$6711920\$6712920\$6713920\$6714920\$     | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54100 | CoRoent LI 置入型胸腰椎后路椎间融合器 (PLIF)    | 8mm*9mm*26mm (-4°) \$<br>9mm*9mm*26mm (-4°) \$<br>10mm*9mm*26mm (-4°) \$            | 6708926\$6709926\$6710926\$6711926\$6712926\$6713926\$6714926\$     | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54101 | CoRoent LI 置入型胸腰椎后路椎间融合器 (PLIF)    | 8mm*9mm*32mm (-4°) \$<br>9mm*9mm*32mm (-4°) \$<br>10mm*9mm*32mm (-4°) \$            | 6708932\$6709932\$6710932\$6711932\$6712932\$6713932\$6714932\$     | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC54102 | CoRoent LO 斜型胸腰椎后路经椎间孔椎间融合器 (TLIF) | 8mm*10mm*25mm (5°) \$<br>9mm*10mm*25mm (5°) \$<br>10mm*10mm*25mm (5°) \$            | 6850810\$6851010\$6851210\$6851410\$                                | 美国NuVasive, Inc.: |      |

| 流水号     | 产品名称                                      | 产品规格                                                                     | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                                       | 挂网企业 |
|---------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC54103 | CoRoent L0 斜型胸腰椎后路<br>经椎间孔椎间融合器<br>(TLIF) | 8mm*10mm*30mm (5°) \$<br>9mm*10mm*30mm (5°) \$<br>10mm*10mm*30mm (5°) \$ | 6850811\$6851011\$6851<br>211\$6851411\$                                   | 美国NuVasive, Inc.:                                                                          |      |
| JC54104 | CoRoent L0 斜型胸腰椎后路<br>经椎间孔椎间融合器<br>(TLIF) | 8mm*10mm*40mm (5°) \$<br>9mm*10mm*40mm (5°) \$<br>10mm*10mm*40mm (5°) \$ | 6850812\$6851012\$6851<br>212\$6851412\$                                   | 美国NuVasive, Inc.:                                                                          |      |
| JC54105 | CoRoent L0 斜型胸腰椎后路<br>经椎间孔椎间融合器<br>(TLIF) | 8mm*10mm*35mm (5°) \$<br>9mm*10mm*35mm (5°) \$<br>10mm*10mm*35mm (5°) \$ | 6850813\$6851013\$6851<br>213\$6851413\$                                   | 美国NuVasive, Inc.:                                                                          |      |
| JC54106 | 3.5锁定螺钉                                   | 3.5*10mm\$ 3.5*12mm\$<br>3.5*14mm\$ 3.5*16mm\$<br>3.5*18mm\$ 3.5*20mm\$  | 260835010\$260835012\$<br>260835014\$260835016\$<br>260835018\$260835020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC54107 | 3.5锁定螺钉                                   | 3.5*10mm\$ 3.5*12mm\$<br>3.5*14mm\$ 3.5*16mm\$<br>3.5*18mm\$ 3.5*20mm\$  | 260835010\$260835012\$<br>260835014\$260835016\$<br>260835018\$260835020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC54108 | 3.5锁定螺钉                                   | 3.5*10mm\$ 3.5*12mm\$<br>3.5*14mm\$ 3.5*16mm\$<br>3.5*18mm\$ 3.5*20mm\$  | 260835010\$260835012\$<br>260835014\$260835016\$<br>260835018\$260835020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC54109 | 3.5锁定螺钉                                   | 3.5*10mm\$ 3.5*12mm\$<br>3.5*14mm\$ 3.5*16mm\$<br>3.5*18mm\$ 3.5*20mm\$  | 260835010\$260835012\$<br>260835014\$260835016\$<br>260835018\$260835020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC54110 | 3.5锁定螺钉                                   | 3.5*10mm\$ 3.5*12mm\$<br>3.5*14mm\$ 3.5*16mm\$<br>3.5*18mm\$ 3.5*20mm\$  | 260835010\$260835012\$<br>260835014\$260835016\$<br>260835018\$260835020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC54111 | 3.5锁定螺钉                                   | 3.5*10mm\$ 3.5*12mm\$<br>3.5*14mm\$ 3.5*16mm\$<br>3.5*18mm\$ 3.5*20mm\$  | 260835010\$260835012\$<br>260835014\$260835016\$<br>260835018\$260835020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC54112 | 3.5锁定螺钉                                   | 3.5*10mm\$ 3.5*12mm\$<br>3.5*14mm\$ 3.5*16mm\$<br>3.5*18mm\$ 3.5*20mm\$  | 260835010\$260835012\$<br>260835014\$260835016\$<br>260835018\$260835020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC54113 | 3.5锁定螺钉                                   | 3.5*10mm\$ 3.5*12mm\$<br>3.5*14mm\$ 3.5*16mm\$<br>3.5*18mm\$ 3.5*20mm\$  | 260835010\$260835012\$<br>260835014\$260835016\$<br>260835018\$260835020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC54114 | 3.5锁定螺钉                                   | 3.5*10mm\$ 3.5*12mm\$<br>3.5*14mm\$ 3.5*16mm\$<br>3.5*18mm\$ 3.5*20mm\$  | 260835010\$260835012\$<br>260835014\$260835016\$<br>260835018\$260835020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格                                                                    | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC54115 | 3.5锁定螺钉 | 3.5*10mm\$ 3.5*12mm\$<br>3.5*14mm\$ 3.5*16mm\$<br>3.5*18mm\$ 3.5*20mm\$ | 260835010\$260835012\$<br>260835014\$260835016\$<br>260835018\$260835020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54116 | 3.5锁定螺钉 | 3.5*10mm\$ 3.5*12mm\$<br>3.5*14mm\$ 3.5*16mm\$<br>3.5*18mm\$ 3.5*20mm\$ | 260835010\$260835012\$<br>260835014\$260835016\$<br>260835018\$260835020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54117 | 3.5锁定螺钉 | 3.5*10mm\$ 3.5*12mm\$<br>3.5*14mm\$ 3.5*16mm\$<br>3.5*18mm\$ 3.5*20mm\$ | 260835010\$260835012\$<br>260835014\$260835016\$<br>260835018\$260835020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54118 | 3.5锁定螺钉 | 3.5*10mm\$ 3.5*12mm\$<br>3.5*14mm\$ 3.5*16mm\$<br>3.5*18mm\$ 3.5*20mm\$ | 260835010\$260835012\$<br>260835014\$260835016\$<br>260835018\$260835020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54119 | 3.5锁定螺钉 | 3.5*10mm\$ 3.5*12mm\$<br>3.5*14mm\$ 3.5*16mm\$<br>3.5*18mm\$ 3.5*20mm\$ | 260835010\$260835012\$<br>260835014\$260835016\$<br>260835018\$260835020\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54120 | 5.0锁定螺钉 | 5.0*18mm\$ 5.0*20mm\$<br>5.0*22mm\$ 5.0*24mm\$<br>5.0*26mm\$ 5.0*28mm\$ | 260870018\$260870020\$<br>260870022\$260870024\$<br>260870026\$260870028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54121 | 5.0锁定螺钉 | 5.0*18mm\$ 5.0*20mm\$<br>5.0*22mm\$ 5.0*24mm\$<br>5.0*26mm\$ 5.0*28mm\$ | 260870018\$260870020\$<br>260870022\$260870024\$<br>260870026\$260870028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54122 | 5.0锁定螺钉 | 5.0*18mm\$ 5.0*20mm\$<br>5.0*22mm\$ 5.0*24mm\$<br>5.0*26mm\$ 5.0*28mm\$ | 260870018\$260870020\$<br>260870022\$260870024\$<br>260870026\$260870028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54123 | 5.0锁定螺钉 | 5.0*18mm\$ 5.0*20mm\$<br>5.0*22mm\$ 5.0*24mm\$<br>5.0*26mm\$ 5.0*28mm\$ | 260870018\$260870020\$<br>260870022\$260870024\$<br>260870026\$260870028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54124 | 5.0锁定螺钉 | 5.0*18mm\$ 5.0*20mm\$<br>5.0*22mm\$ 5.0*24mm\$<br>5.0*26mm\$ 5.0*28mm\$ | 260870018\$260870020\$<br>260870022\$260870024\$<br>260870026\$260870028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54125 | 5.0锁定螺钉 | 5.0*18mm\$ 5.0*20mm\$<br>5.0*22mm\$ 5.0*24mm\$<br>5.0*26mm\$ 5.0*28mm\$ | 260870018\$260870020\$<br>260870022\$260870024\$<br>260870026\$260870028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54126 | 5.0锁定螺钉 | 5.0*18mm\$ 5.0*20mm\$<br>5.0*22mm\$ 5.0*24mm\$<br>5.0*26mm\$ 5.0*28mm\$ | 260870018\$260870020\$<br>260870022\$260870024\$<br>260870026\$260870028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格                                                                    | 产品型号                                                                       | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC54127 | 5.0锁定螺钉 | 5.0*18mm\$ 5.0*20mm\$<br>5.0*22mm\$ 5.0*24mm\$<br>5.0*26mm\$ 5.0*28mm\$ | 260870018\$260870020\$<br>260870022\$260870024\$<br>260870026\$260870028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54128 | 5.0锁定螺钉 | 5.0*18mm\$ 5.0*20mm\$<br>5.0*22mm\$ 5.0*24mm\$<br>5.0*26mm\$ 5.0*28mm\$ | 260870018\$260870020\$<br>260870022\$260870024\$<br>260870026\$260870028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54129 | 5.0锁定螺钉 | 5.0*18mm\$ 5.0*20mm\$<br>5.0*22mm\$ 5.0*24mm\$<br>5.0*26mm\$ 5.0*28mm\$ | 260870018\$260870020\$<br>260870022\$260870024\$<br>260870026\$260870028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54130 | 5.0锁定螺钉 | 5.0*18mm\$ 5.0*20mm\$<br>5.0*22mm\$ 5.0*24mm\$<br>5.0*26mm\$ 5.0*28mm\$ | 260870018\$260870020\$<br>260870022\$260870024\$<br>260870026\$260870028\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54131 | 6.5锁定螺钉 | 6.5*35mm\$ 6.5*40mm\$<br>6.5*45mm\$ 6.5*50mm\$<br>6.5*55mm\$ 6.5*60mm\$ | 260965035\$260965040\$<br>260965045\$260965050\$<br>260965055\$260965060\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54132 | 6.5锁定螺钉 | 6.5*35mm\$ 6.5*40mm\$<br>6.5*45mm\$ 6.5*50mm\$<br>6.5*55mm\$ 6.5*60mm\$ | 260965035\$260965040\$<br>260965045\$260965050\$<br>260965055\$260965060\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54133 | 6.5锁定螺钉 | 6.5*35mm\$ 6.5*40mm\$<br>6.5*45mm\$ 6.5*50mm\$<br>6.5*55mm\$ 6.5*60mm\$ | 260965035\$260965040\$<br>260965045\$260965050\$<br>260965055\$260965060\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54134 | 6.5锁定螺钉 | 6.5*35mm\$ 6.5*40mm\$<br>6.5*45mm\$ 6.5*50mm\$<br>6.5*55mm\$ 6.5*60mm\$ | 260965035\$260965040\$<br>260965045\$260965050\$<br>260965055\$260965060\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54135 | 6.5锁定螺钉 | 6.5*35mm\$ 6.5*40mm\$<br>6.5*45mm\$ 6.5*50mm\$<br>6.5*55mm\$ 6.5*60mm\$ | 260965035\$260965040\$<br>260965045\$260965050\$<br>260965055\$260965060\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54136 | 6.5锁定螺钉 | 6.5*35mm\$ 6.5*40mm\$<br>6.5*45mm\$ 6.5*50mm\$<br>6.5*55mm\$ 6.5*60mm\$ | 260965035\$260965040\$<br>260965045\$260965050\$<br>260965055\$260965060\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54137 | 6.5锁定螺钉 | 6.5*35mm\$ 6.5*40mm\$<br>6.5*45mm\$ 6.5*50mm\$<br>6.5*55mm\$ 6.5*60mm\$ | 260965035\$260965040\$<br>260965045\$260965050\$<br>260965055\$260965060\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54138 | 6.5锁定螺钉 | 6.5*35mm\$ 6.5*40mm\$<br>6.5*45mm\$ 6.5*50mm\$<br>6.5*55mm\$ 6.5*60mm\$ | 260965035\$260965040\$<br>260965045\$260965050\$<br>260965055\$260965060\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                                                 | 产品型号                                                                                                 | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC54139 | 6.5锁定螺钉       | 6.5*35mm\$ 6.5*40mm\$<br>6.5*45mm\$ 6.5*50mm\$<br>6.5*55mm\$ 6.5*60mm\$                              | 260965035\$260965040\$<br>260965045\$260965050\$<br>260965055\$260965060\$                           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54140 | 6.5锁定螺钉       | 6.5*35mm\$ 6.5*40mm\$<br>6.5*45mm\$ 6.5*50mm\$<br>6.5*55mm\$ 6.5*60mm\$                              | 260965035\$260965040\$<br>260965045\$260965050\$<br>260965055\$260965060\$                           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54141 | 6.5锁定螺钉       | 6.5*35mm\$ 6.5*40mm\$<br>6.5*45mm\$ 6.5*50mm\$<br>6.5*55mm\$ 6.5*60mm\$                              | 260965035\$260965040\$<br>260965045\$260965050\$<br>260965055\$260965060\$                           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54142 | 2.4锁定螺钉       | 2.4*10mm\$ 2.4*12mm\$<br>2.4*14mm\$ 2.4*16mm\$<br>2.4*18mm\$ 2.4*20mm\$                              | 360855010\$360855012\$<br>360855014\$360855016\$<br>360855018\$360855020\$                           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54143 | 2.4锁定螺钉       | 2.4*10mm\$ 2.4*12mm\$<br>2.4*14mm\$ 2.4*16mm\$<br>2.4*18mm\$ 2.4*20mm\$                              | 360855010\$360855012\$<br>360855014\$360855016\$<br>360855018\$360855020\$                           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54144 | 2.4锁定螺钉       | 2.4*10mm\$ 2.4*12mm\$<br>2.4*14mm\$ 2.4*16mm\$<br>2.4*18mm\$ 2.4*20mm\$                              | 360855010\$360855012\$<br>360855014\$360855016\$<br>360855018\$360855020\$                           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54145 | 2.4锁定螺钉       | 2.4*10mm\$ 2.4*12mm\$<br>2.4*14mm\$ 2.4*16mm\$<br>2.4*18mm\$ 2.4*20mm\$                              | 360855010\$360855012\$<br>360855014\$360855016\$<br>360855018\$360855020\$                           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC54539 | 6.0U型开口钉 (短臂) | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$5545\$6230\$6235\$6240\$6245 | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$5545\$6230\$6235\$6240\$6245 | 德州金约应医疗器械有限公司                                                                       |      |
| JC54540 | 6.0U型开口钉 (短臂) | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$5545\$6230\$6235\$6240\$6245 | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$5545\$6230\$6235\$6240\$6245 | 德州金约应医疗器械有限公司                                                                       |      |
| JC54541 | 6.0U型开口钉 (长臂) | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$5545\$6230\$6235\$6240\$6245 | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$5545\$6230\$6235\$6240\$6245 | 德州金约应医疗器械有限公司                                                                       |      |
| JC54542 | 6.0U型开口钉 (短臂) | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$5545\$6230\$6235\$6240\$6245 | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$5545\$6230\$6235\$6240\$6245 | 德州金约应医疗器械有限公司                                                                       |      |
| JC54543 | 6.0U型开口钉 (长臂) | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$5545\$6230\$6235\$6240\$6245 | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$5545\$6230\$6235\$6240\$6245 | 德州金约应医疗器械有限公司                                                                       |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                                                 | 产品型号                                                                     | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| JC54544 | 6. 0U型开口钉（长臂） | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$5545\$6230\$6235\$6240\$6245 | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54545 | 6. 0U型开口钉（短臂） | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$5545\$6230\$6235\$6240\$6245 | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54546 | 5. 5U型开口钉（短臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径：                                    | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54547 | 5. 5U型开口钉（长臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径：                                    | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54548 | 5. 5U型开口钉（长臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径：                                    | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54549 | 5. 5U型开口钉（长臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径：                                    | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54550 | 5. 5U型开口钉（长臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径：                                    | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54551 | 5. 5U型开口钉（长臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径：                                    | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54552 | 5. 5U型开口钉（短臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径：                                    | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54553 | 5. 5U型开口钉（短臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径：                                    | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54554 | 5. 5U型开口钉（短臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径：                                    | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54555 | 5. 5U型开口钉（长臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径：                                    | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                              | 产品型号                                                                     | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| JC54556 | 5. 5U型开口钉（长臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54557 | 5. 5U型开口钉（短臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54558 | 5. 5U型开口钉（短臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54559 | 5. 5U型开口钉（短臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54560 | 5. 5U型开口钉（长臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54561 | 5. 5U型开口钉（长臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54562 | 5. 5U型开口钉（短臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54563 | 5. 5U型开口钉（长臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54564 | 5. 5U型开口钉（长臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54565 | 5. 5U型开口钉（长臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54566 | 5. 5U型开口钉（短臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54567 | 5. 5U型开口钉（长臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                              | 产品型号                                                                     | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| JC54568 | 5. 5U型开口钉（短臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54569 | 5. 5U型开口钉（长臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54570 | 5. 5U型开口钉（长臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54571 | 5. 5U型开口钉（长臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54572 | 5. 5U型开口钉（长臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54573 | 5. 5U型开口钉（长臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54574 | 5. 5U型开口钉（短臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54575 | 5. 5U型开口钉（短臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54576 | 5. 5U型开口钉（长臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54577 | 5. 5U型开口钉（短臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54578 | 5. 5U型开口钉（短臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54579 | 5. 5U型开口钉（短臂） | 长度：<br>25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$ 直径： | 4025\$4030\$4035\$4525\$4530\$4535\$5030\$5035\$5040\$5530\$5535\$5540\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称 | 产品规格               | 产品型号               | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|------|--------------------|--------------------|---------------|------|
| JC54580 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm " | " 长度：6mm 直径：10mm " | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54581 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm " | " 长度：6mm 直径：10mm " | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54582 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm " | " 长度：6mm 直径：10mm " | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54583 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm " | " 长度：6mm 直径：10mm " | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54584 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm " | " 长度：6mm 直径：10mm " | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54585 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm " | " 长度：6mm 直径：10mm " | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54586 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm " | " 长度：6mm 直径：10mm " | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54587 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm " | " 长度：6mm 直径：10mm " | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54588 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm " | " 长度：6mm 直径：10mm " | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54589 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm " | " 长度：6mm 直径：10mm " | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54590 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm " | " 长度：6mm 直径：10mm " | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54591 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm " | " 长度：6mm 直径：10mm " | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                                                  | 产品型号                                                    | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------|
| JC54592 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm "                                                                    | " 长度：6mm 直径：10mm "                                      | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54593 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm "                                                                    | " 长度：6mm 直径：10mm "                                      | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54594 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm "                                                                    | " 长度：6mm 直径：10mm "                                      | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54595 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm "                                                                    | " 长度：6mm 直径：10mm "                                      | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54596 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm "                                                                    | " 长度：6mm 直径：10mm "                                      | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54597 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm "                                                                    | " 长度：6mm 直径：10mm "                                      | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54598 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm "                                                                    | " 长度：6mm 直径：10mm "                                      | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54599 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm "                                                                    | " 长度：6mm 直径：10mm "                                      | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54600 | 紧固螺母 | " 长度：6mm 直径：10mm "                                                                    | " 长度：6mm 直径：10mm "                                      | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54601 | 锁紧螺母 | " 直径：9.5mm 长度：5.5mm "                                                                 | " 直径：9.5mm 长度：5.5mm "                                   | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54602 | 锁紧螺母 | " 直径：9.5mm 长度：5.5mm "                                                                 | " 直径：9.5mm 长度：5.5mm "                                   | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54603 | 连接体  | 3510-0° \$3515-0° \$3520-0° \$3525-0° \$3530-0° \$3535-0° \$3540-0° \$3545-0° \$3550- | 3510-0° \$3515-0° \$3520-0° \$3525-0° \$3530-0° \$3535- | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                                                  | 产品型号                                                                     | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| JC54604 | 连接体  | 3510-0° \$3515-0° \$3520-0° \$3525-0° \$3530-0° \$3535-0° \$3540-0° \$3545-0° \$3550- | 3510-0° \$3515-0° \$3520-0° \$3525-0° \$3530-0° \$3535-                  | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54605 | 连接体  | 3510-0° \$3515-0° \$3520-0° \$3525-0° \$3530-0° \$3535-0° \$3540-0° \$3545-0° \$3550- | 3510-0° \$3515-0° \$3520-0° \$3525-0° \$3530-0° \$3535-                  | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54606 | 连接体  | 3510-0° \$3515-0° \$3520-0° \$3525-0° \$3530-0° \$3535-0° \$3540-0° \$3545-0° \$3550- | 3510-0° \$3515-0° \$3520-0° \$3525-0° \$3530-0° \$3535-                  | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54607 | 提拉钉  | 长度:30mm直径:5.5mm\$长度:35mm直径:5.5mm\$长度:40mm直径:5.5mm\$长度:45mm直                           | 5530\$5535\$5540\$5545\$6030\$6035\$6040\$6045\$6050\$6230\$6235\$6240\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54608 | 提拉钉  | 长度:30mm直径:5.5mm\$长度:35mm直径:5.5mm\$长度:40mm直径:5.5mm\$长度:45mm直                           | 5530\$5535\$5540\$5545\$6030\$6035\$6040\$6045\$6050\$6230\$6235\$6240\$ | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54609 | 顶丝   | 长度：3mm，直径：5mm                                                                         | 长度：3mm，直径：5mm                                                            | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54610 | 顶丝   | 长度：3mm，直径：5mm                                                                         | 长度：3mm，直径：5mm                                                            | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54611 | 顶丝   | 长度：3mm，直径：5mm                                                                         | 长度：3mm，直径：5mm                                                            | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54612 | 顶丝   | 长度：3mm，直径：5mm                                                                         | 长度：3mm，直径：5mm                                                            | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54613 | 顶丝   | 长度：3mm，直径：5mm                                                                         | 长度：3mm，直径：5mm                                                            | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54614 | 顶丝   | 长度：3mm，直径：5mm                                                                         | 长度：3mm，直径：5mm                                                            | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54615 | 顶丝   | 长度：3mm，直径：5mm                                                                         | 长度：3mm，直径：5mm                                                            | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格          | 产品型号          | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| JC54616 | 顶丝   | 长度：3mm，直径：5mm | 长度：3mm，直径：5mm | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54617 | 顶丝   | 长度：3mm，直径：5mm | 长度：3mm，直径：5mm | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54618 | 顶丝   | 长度：3mm，直径：5mm | 长度：3mm，直径：5mm | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54619 | 顶丝   | 长度：3mm，直径：5mm | 长度：3mm，直径：5mm | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54620 | 顶丝   | 长度：3mm，直径：5mm | 长度：3mm，直径：5mm | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54621 | 顶丝   | 长度：3mm，直径：5mm | 长度：3mm，直径：5mm | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54622 | 顶丝   | 长度：3mm，直径：5mm | 长度：3mm，直径：5mm | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54623 | 顶丝   | 长度：3mm，直径：5mm | 长度：3mm，直径：5mm | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54624 | 顶丝   | 长度：3mm，直径：5mm | 长度：3mm，直径：5mm | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54625 | 顶丝   | 长度：3mm，直径：5mm | 长度：3mm，直径：5mm | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54626 | 顶丝   | 长度：3mm，直径：5mm | 长度：3mm，直径：5mm | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54627 | 顶丝   | 长度：3mm，直径：5mm | 长度：3mm，直径：5mm | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                | 产品型号                    | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|------|
| JC54628 | 顶丝                    | 长度：3mm，直径：5mm       | 长度：3mm，直径：5mm           | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54629 | 顶丝                    | 长度：3mm，直径：5mm       | 长度：3mm，直径：5mm           | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54630 | 连接体套                  | 直径：内：6.0mm，外：10.5mm | 直径：内：6.0mm，<br>外：10.5mm | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54631 | 连接体套                  | 直径：内：6.0mm，外：10.5mm | 直径：内：6.0mm，<br>外：10.5mm | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC54632 | Hand surgery钛板        | 4孔钛板                | 78.81.04                | 德国Medicon eG  |      |
| JC54633 | Hand surgery钛板        | 12孔钛板               | 78.81.05                | 德国Medicon eG  |      |
| JC54634 | Hand surgery钛板        | 6孔钛板，向右成130度角       | 78.81.06                | 德国Medicon eG  |      |
| JC54635 | Hand surgery钛板        | 6孔钛板，向左成130度角       | 78.81.07                | 德国Medicon eG  |      |
| JC54636 | Hand surgery钛板        | 6孔钛板，向右成90度角        | 78.81.08                | 德国Medicon eG  |      |
| JC54637 | Hand surgery钛板        | 6孔钛板，向左成90度角        | 78.81.09                | 德国Medicon eG  |      |
| JC54638 | Hand surgery钛板        | T型6孔钛板              | 78.81.10                | 德国Medicon eG  |      |
| JC54639 | Hand surgery钛板 Y型7孔钛板 | Y型7孔钛板              | 78.81.11                | 德国Medicon eG  |      |

| 流水号     | 产品名称                   | 产品规格    | 产品型号        | 生产企业                                           | 挂网企业 |
|---------|------------------------|---------|-------------|------------------------------------------------|------|
| JC54640 | Hand surgery钛板 Z型8孔钛板  | Z型8孔钛板  | 78.81.13    | 德国Medicon eG                                   |      |
| JC54641 | Hand surgery钛板 Z型12孔钛板 | Z型12孔钛板 | 78.81.14    | 德国Medicon eG                                   |      |
| JC54642 | Hand surgery钛板 Z型16孔钛板 | Z型16孔钛板 | 78.81.15    | 德国Medicon eG                                   |      |
| JC54643 | Hand surgery钛板 12孔钛板   | 12孔钛板   | 78.81.16    | 德国Medicon eG                                   |      |
| JC54644 | Hand surgery钛板 加压钛板 右  | 加压钛板 右  | 78.81.36    | 德国Medicon eG                                   |      |
| JC54645 | Hand surgery钛板 加压钛板, 左 | 加压钛板, 左 | 78.81.37    | 德国Medicon eG                                   |      |
| JC54659 | 骨移植替代物OSTEOSET XR 20CC | 20CC    | 84SR-4820   | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司) |      |
| JC54660 | 骨移植替代物OSTEOSET XR 2CC  | 2CC     | 84SR-4V02   | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司) |      |
| JC54661 | 骨移植替代物OSTEOSET XR 5CC  | 5CC     | 84SR-4V05   | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司) |      |
| JC54662 | 骨移植替代物OSTEOSET XR 10CC | 10CC    | 84SR-4V10   | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司) |      |
| JC54663 | 转子弯钩短骨板                | 50mm    | 35-200-1010 | 美国 KINAMED, INC.                               |      |
| JC54664 | 转子弯钩2孔骨板               | 135mm   | 35-200-1020 | 美国 KINAMED, INC.                               |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格                                                                        | 产品型号                                                                | 生产企业             | 挂网企业 |
|---------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| JC54665 | 转子弯钩4孔骨板   | 190mm                                                                       | 35-200-1030                                                         | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54666 | 转子弯钩6孔直型骨板 | 245mm                                                                       | 35-200-1040                                                         | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54667 | 转子弯钩6孔右侧骨板 | 245mm                                                                       | 35-200-1042                                                         | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54668 | 转子弯钩6孔左侧骨板 | 245mm                                                                       | 35-200-1044                                                         | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54669 | 穿缆6孔骨板     | 185mm                                                                       | 35-220-1010                                                         | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54670 | 穿缆8孔直型骨板   | 240mm                                                                       | 35-220-2010                                                         | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54671 | 穿缆8孔弧型骨板   | 240mm                                                                       | 35-220-2012                                                         | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54672 | 穿缆10孔直型骨板  | 290mm                                                                       | 35-220-3010                                                         | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54673 | 穿缆10孔弧型骨板  | 290mm                                                                       | 35-220-3012                                                         | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54674 | 加压螺钉       | 4.5mm直径; 10mm\$4.5mm直径;<br>12mm\$4.5mm直径; 14mm\$4.5mm直<br>径; 16mm\$4.5mm直径; | 35-230-4510\$35-230-<br>4512\$35-230-4514\$35-<br>230-4516\$35-230- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54675 | 加压螺钉       | 4.5mm直径; 10mm\$4.5mm直径;<br>12mm\$4.5mm直径; 14mm\$4.5mm直<br>径; 16mm\$4.5mm直径; | 35-230-4510\$35-230-<br>4512\$35-230-4514\$35-<br>230-4516\$35-230- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54676 | 加压螺钉       | 4.5mm直径; 10mm\$4.5mm直径;<br>12mm\$4.5mm直径; 14mm\$4.5mm直<br>径; 16mm\$4.5mm直径; | 35-230-4510\$35-230-<br>4512\$35-230-4514\$35-<br>230-4516\$35-230- | 美国 KINAMED, INC. |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                                  | 产品型号                                                        | 生产企业            | 挂网企业 |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| JC54677 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；10mm\$4.5mm直径；12mm\$4.5mm直径；14mm\$4.5mm直径；16mm\$4.5mm直径；      | 35-230-4510\$35-230-4512\$35-230-4514\$35-230-4516\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54678 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；10mm\$4.5mm直径；12mm\$4.5mm直径；14mm\$4.5mm直径；16mm\$4.5mm直径；      | 35-230-4510\$35-230-4512\$35-230-4514\$35-230-4516\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54679 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；10mm\$4.5mm直径；12mm\$4.5mm直径；14mm\$4.5mm直径；16mm\$4.5mm直径；      | 35-230-4510\$35-230-4512\$35-230-4514\$35-230-4516\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54680 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；10mm\$4.5mm直径；12mm\$4.5mm直径；14mm\$4.5mm直径；16mm\$4.5mm直径；      | 35-230-4510\$35-230-4512\$35-230-4514\$35-230-4516\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54681 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；10mm\$4.5mm直径；12mm\$4.5mm直径；14mm\$4.5mm直径；16mm\$4.5mm直径；      | 35-230-4510\$35-230-4512\$35-230-4514\$35-230-4516\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54682 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；10mm\$4.5mm直径；12mm\$4.5mm直径；14mm\$4.5mm直径；16mm\$4.5mm直径；      | 35-230-4510\$35-230-4512\$35-230-4514\$35-230-4516\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54683 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；10mm\$4.5mm直径；12mm\$4.5mm直径；14mm\$4.5mm直径；16mm\$4.5mm直径；      | 35-230-4510\$35-230-4512\$35-230-4514\$35-230-4516\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54684 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；10mm\$4.5mm直径；12mm\$4.5mm直径；14mm\$4.5mm直径；16mm\$4.5mm直径；      | 35-230-4510\$35-230-4512\$35-230-4514\$35-230-4516\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54685 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；22mm\$4.5mm直径；24mm\$4.5mm直径；26mm\$4.5mm直径；28mm\$4.5mm直径；30mm； | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54686 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；22mm\$4.5mm直径；24mm\$4.5mm直径；26mm\$4.5mm直径；28mm\$4.5mm直径；30mm； | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54687 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；22mm\$4.5mm直径；24mm\$4.5mm直径；26mm\$4.5mm直径；28mm\$4.5mm直径；30mm； | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54688 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；22mm\$4.5mm直径；24mm\$4.5mm直径；26mm\$4.5mm直径；28mm\$4.5mm直径；30mm； | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |



| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                                  | 产品型号                                                        | 生产企业            | 挂网企业 |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| JC54689 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；22mm\$4.5mm直径；24mm\$4.5mm直径；26mm\$4.5mm直径；28mm\$4.5mm直径；30mm； | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54690 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；22mm\$4.5mm直径；24mm\$4.5mm直径；26mm\$4.5mm直径；28mm\$4.5mm直径；30mm； | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54691 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；22mm\$4.5mm直径；24mm\$4.5mm直径；26mm\$4.5mm直径；28mm\$4.5mm直径；30mm； | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54692 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；22mm\$4.5mm直径；24mm\$4.5mm直径；26mm\$4.5mm直径；28mm\$4.5mm直径；30mm； | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54693 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；22mm\$4.5mm直径；24mm\$4.5mm直径；26mm\$4.5mm直径；28mm\$4.5mm直径；30mm； | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54694 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；22mm\$4.5mm直径；24mm\$4.5mm直径；26mm\$4.5mm直径；28mm\$4.5mm直径；30mm； | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54695 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；22mm\$4.5mm直径；24mm\$4.5mm直径；26mm\$4.5mm直径；28mm\$4.5mm直径；30mm； | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54696 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；32mm\$4.5mm直径；34mm\$4.5mm直径；36mm\$4.5mm直径；38mm\$4.5mm直径；      | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54697 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；32mm\$4.5mm直径；34mm\$4.5mm直径；36mm\$4.5mm直径；38mm\$4.5mm直径；      | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54698 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；32mm\$4.5mm直径；34mm\$4.5mm直径；36mm\$4.5mm直径；38mm\$4.5mm直径；      | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54699 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；32mm\$4.5mm直径；34mm\$4.5mm直径；36mm\$4.5mm直径；38mm\$4.5mm直径；      | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54700 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；32mm\$4.5mm直径；34mm\$4.5mm直径；36mm\$4.5mm直径；38mm\$4.5mm直径；      | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                             | 产品型号                                                        | 生产企业            | 挂网企业 |
|---------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| JC54701 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；32mm\$4.5mm直径；34mm\$4.5mm直径；36mm\$4.5mm直径；38mm\$4.5mm直径； | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54702 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；32mm\$4.5mm直径；34mm\$4.5mm直径；36mm\$4.5mm直径；38mm\$4.5mm直径； | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54703 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；32mm\$4.5mm直径；34mm\$4.5mm直径；36mm\$4.5mm直径；38mm\$4.5mm直径； | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54704 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；32mm\$4.5mm直径；34mm\$4.5mm直径；36mm\$4.5mm直径；38mm\$4.5mm直径； | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54705 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；32mm\$4.5mm直径；34mm\$4.5mm直径；36mm\$4.5mm直径；38mm\$4.5mm直径； | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54706 | 加压螺钉 | 4.5mm直径；32mm\$4.5mm直径；34mm\$4.5mm直径；36mm\$4.5mm直径；38mm\$4.5mm直径； | 35-230-4522\$35-230-4524\$35-230-4526\$35-230-4528\$35-230- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54707 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；10mm\$5.0mm直径；12mm\$5.0mm直径；14mm\$5.0mm直径；16mm\$5.0mm直径； | 35-234-5010\$35-234-5012\$35-234-5014\$35-234-5016\$35-234- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54708 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；10mm\$5.0mm直径；12mm\$5.0mm直径；14mm\$5.0mm直径；16mm\$5.0mm直径； | 35-234-5010\$35-234-5012\$35-234-5014\$35-234-5016\$35-234- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54709 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；10mm\$5.0mm直径；12mm\$5.0mm直径；14mm\$5.0mm直径；16mm\$5.0mm直径； | 35-234-5010\$35-234-5012\$35-234-5014\$35-234-5016\$35-234- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54710 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；10mm\$5.0mm直径；12mm\$5.0mm直径；14mm\$5.0mm直径；16mm\$5.0mm直径； | 35-234-5010\$35-234-5012\$35-234-5014\$35-234-5016\$35-234- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54711 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；10mm\$5.0mm直径；12mm\$5.0mm直径；14mm\$5.0mm直径；16mm\$5.0mm直径； | 35-234-5010\$35-234-5012\$35-234-5014\$35-234-5016\$35-234- | 美国 KINAMED，INC. |      |
| JC54712 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；10mm\$5.0mm直径；12mm\$5.0mm直径；14mm\$5.0mm直径；16mm\$5.0mm直径； | 35-234-5010\$35-234-5012\$35-234-5014\$35-234-5016\$35-234- | 美国 KINAMED，INC. |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                                  | 产品型号                                                        | 生产企业             | 挂网企业 |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------|
| JC54713 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；10mm\$5.0mm直径；12mm\$5.0mm直径；14mm\$5.0mm直径；16mm\$5.0mm直径；      | 35-234-5010\$35-234-5012\$35-234-5014\$35-234-5016\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54714 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；10mm\$5.0mm直径；12mm\$5.0mm直径；14mm\$5.0mm直径；16mm\$5.0mm直径；      | 35-234-5010\$35-234-5012\$35-234-5014\$35-234-5016\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54715 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；10mm\$5.0mm直径；12mm\$5.0mm直径；14mm\$5.0mm直径；16mm\$5.0mm直径；      | 35-234-5010\$35-234-5012\$35-234-5014\$35-234-5016\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54716 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；10mm\$5.0mm直径；12mm\$5.0mm直径；14mm\$5.0mm直径；16mm\$5.0mm直径；      | 35-234-5010\$35-234-5012\$35-234-5014\$35-234-5016\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54717 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；10mm\$5.0mm直径；12mm\$5.0mm直径；14mm\$5.0mm直径；16mm\$5.0mm直径；      | 35-234-5010\$35-234-5012\$35-234-5014\$35-234-5016\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54718 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；22mm\$5.0mm直径；24mm\$5.0mm直径；26mm\$5.0mm直径；28mm\$5.0mm直径；30mm； | 35-234-5022\$35-234-5024\$35-234-5026\$35-234-5028\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54719 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；22mm\$5.0mm直径；24mm\$5.0mm直径；26mm\$5.0mm直径；28mm\$5.0mm直径；30mm； | 35-234-5022\$35-234-5024\$35-234-5026\$35-234-5028\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54720 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；22mm\$5.0mm直径；24mm\$5.0mm直径；26mm\$5.0mm直径；28mm\$5.0mm直径；30mm； | 35-234-5022\$35-234-5024\$35-234-5026\$35-234-5028\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54721 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；22mm\$5.0mm直径；24mm\$5.0mm直径；26mm\$5.0mm直径；28mm\$5.0mm直径；30mm； | 35-234-5022\$35-234-5024\$35-234-5026\$35-234-5028\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54722 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；22mm\$5.0mm直径；24mm\$5.0mm直径；26mm\$5.0mm直径；28mm\$5.0mm直径；30mm； | 35-234-5022\$35-234-5024\$35-234-5026\$35-234-5028\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54723 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；22mm\$5.0mm直径；24mm\$5.0mm直径；26mm\$5.0mm直径；28mm\$5.0mm直径；30mm； | 35-234-5022\$35-234-5024\$35-234-5026\$35-234-5028\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54724 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；22mm\$5.0mm直径；24mm\$5.0mm直径；26mm\$5.0mm直径；28mm\$5.0mm直径；30mm； | 35-234-5022\$35-234-5024\$35-234-5026\$35-234-5028\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                                          | 产品型号                                                                | 生产企业             | 挂网企业 |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| JC54725 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；22mm\$5.0mm直径；<br>24mm\$5.0mm直径；26mm\$5.0mm直<br>径；28mm\$5.0mm直径；30mm； | 35-234-5022\$35-234-<br>5024\$35-234-5026\$35-<br>234-5028\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54726 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；22mm\$5.0mm直径；<br>24mm\$5.0mm直径；26mm\$5.0mm直<br>径；28mm\$5.0mm直径；30mm； | 35-234-5022\$35-234-<br>5024\$35-234-5026\$35-<br>234-5028\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54727 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；22mm\$5.0mm直径；<br>24mm\$5.0mm直径；26mm\$5.0mm直<br>径；28mm\$5.0mm直径；30mm； | 35-234-5022\$35-234-<br>5024\$35-234-5026\$35-<br>234-5028\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54728 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；22mm\$5.0mm直径；<br>24mm\$5.0mm直径；26mm\$5.0mm直<br>径；28mm\$5.0mm直径；30mm； | 35-234-5022\$35-234-<br>5024\$35-234-5026\$35-<br>234-5028\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54729 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；32mm\$5.0mm直径；<br>34mm\$5.0mm直径；36mm\$5.0mm直<br>径；38mm\$5.0mm直径；      | 35-234-5032\$35-234-<br>5034\$35-234-5036\$35-<br>234-5038\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54730 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；32mm\$5.0mm直径；<br>34mm\$5.0mm直径；36mm\$5.0mm直<br>径；38mm\$5.0mm直径；      | 35-234-5032\$35-234-<br>5034\$35-234-5036\$35-<br>234-5038\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54731 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；32mm\$5.0mm直径；<br>34mm\$5.0mm直径；36mm\$5.0mm直<br>径；38mm\$5.0mm直径；      | 35-234-5032\$35-234-<br>5034\$35-234-5036\$35-<br>234-5038\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54732 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；32mm\$5.0mm直径；<br>34mm\$5.0mm直径；36mm\$5.0mm直<br>径；38mm\$5.0mm直径；      | 35-234-5032\$35-234-<br>5034\$35-234-5036\$35-<br>234-5038\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54733 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；32mm\$5.0mm直径；<br>34mm\$5.0mm直径；36mm\$5.0mm直<br>径；38mm\$5.0mm直径；      | 35-234-5032\$35-234-<br>5034\$35-234-5036\$35-<br>234-5038\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54734 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；32mm\$5.0mm直径；<br>34mm\$5.0mm直径；36mm\$5.0mm直<br>径；38mm\$5.0mm直径；      | 35-234-5032\$35-234-<br>5034\$35-234-5036\$35-<br>234-5038\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54735 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；32mm\$5.0mm直径；<br>34mm\$5.0mm直径；36mm\$5.0mm直<br>径；38mm\$5.0mm直径；      | 35-234-5032\$35-234-<br>5034\$35-234-5036\$35-<br>234-5038\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |
| JC54736 | 锁定螺钉 | 5.0mm直径；32mm\$5.0mm直径；<br>34mm\$5.0mm直径；36mm\$5.0mm直<br>径；38mm\$5.0mm直径；      | 35-234-5032\$35-234-<br>5034\$35-234-5036\$35-<br>234-5038\$35-234- | 美国 KINAMED, INC. |      |

| 流水号     | 产品名称            | 产品规格                                                                        | 产品型号                                                                | 生产企业                                                  | 挂网企业 |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| JC54737 | 锁定螺钉            | 5.0mm直径; 32mm\$5.0mm直径;<br>34mm\$5.0mm直径; 36mm\$5.0mm直<br>径; 38mm\$5.0mm直径; | 35-234-5032\$35-234-<br>5034\$35-234-5036\$35-<br>234-5038\$35-234- | 美国 KINAMED, INC.                                      |      |
| JC54738 | 锁定螺钉            | 5.0mm直径; 32mm\$5.0mm直径;<br>34mm\$5.0mm直径; 36mm\$5.0mm直<br>径; 38mm\$5.0mm直径; | 35-234-5032\$35-234-<br>5034\$35-234-5036\$35-<br>234-5038\$35-234- | 美国 KINAMED, INC.                                      |      |
| JC54739 | 锁定螺钉            | 5.0mm直径; 32mm\$5.0mm直径;<br>34mm\$5.0mm直径; 36mm\$5.0mm直<br>径; 38mm\$5.0mm直径; | 35-234-5032\$35-234-<br>5034\$35-234-5036\$35-<br>234-5038\$35-234- | 美国 KINAMED, INC.                                      |      |
| JC54740 | 尺骨尾帽            | 5*8mm                                                                       | 7250000001                                                          | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |
| JC54741 | GM尾钉 (不锈钢)      | 15*13mm                                                                     | 7254400001                                                          | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |
| JC54742 | GM尾钉 (不锈钢)      | 15*13mm                                                                     | 7254400001                                                          | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |
| JC54743 | GM尾钉 (不锈钢)      | 15*13mm                                                                     | 7254400001                                                          | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |
| JC54744 | GM尾钉 (不锈钢)      | 15*13mm                                                                     | 7254400001                                                          | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |
| JC54745 | GM尾钉 (不锈钢)      | 15*13mm                                                                     | 7254400001                                                          | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |
| JC54746 | GM尾钉 (不锈钢)      | 15*13mm                                                                     | 7254400001                                                          | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |
| JC54747 | GM尾钉 (不锈钢)      | 15*13mm                                                                     | 7254400001                                                          | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |
| JC54748 | GM 防旋加压螺帽 (不锈钢) | 7.4mm                                                                       | 7254450001                                                          | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格    | 产品型号       | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|---------|------------|---------|------------|--------------------------------------------------|------|
| JC54749 | 胫骨尾钉（不锈钢）  | 8x10mm  | 7257400001 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54750 | 胫骨尾钉（不锈钢）  | 8x10mm  | 7257400001 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54751 | 胫骨尾钉（不锈钢）  | 8x10mm  | 7257400001 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54752 | 胫骨尾钉（钛合金）  | 8x10mm  | 7297400001 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54753 | 胫骨尾钉（钛合金）  | 8x10mm  | 7297400001 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54754 | 胫骨尾钉（钛合金）  | 8x10mm  | 7297400001 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54755 | GM 尾钉（钛合金） | 14. 5mm | 7394400001 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54756 | GM 尾钉（钛合金） | 14. 5mm | 7394400001 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54757 | GM 尾钉（钛合金） | 14. 5mm | 7394400001 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54758 | GM 尾钉（钛合金） | 14. 5mm | 7394400001 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54759 | GM 尾钉（钛合金） | 14. 5mm | 7394400001 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54760 | GM 尾钉（钛合金） | 14. 5mm | 7394400001 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                                        | 产品型号                                                     | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| JC54761 | GM 尾钉（钛合金）     | 14.5mm                                                                      | 7394400001                                               | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54762 | GM 防旋加压螺帽（钛合金） | 7.4mm                                                                       | 7394450001                                               | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54763 | GM 防旋加压螺帽（钛合金） | 7.4mm                                                                       | 7394450001                                               | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54764 | GM 防旋加压螺帽（钛合金） | 7.4mm                                                                       | 7394450001                                               | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54765 | GM3交锁钉尾钉       | 14.5mm                                                                      | 7398400001                                               | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54766 | GM3交锁钉尾钉       | 14.5mm                                                                      | 7398400001                                               | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54767 | 3.8锁钉 胫骨（不锈钢）  | 3.8*28mm\$ 3.8*30mm\$<br>3.8*32mm\$ 3.8*34mm\$<br>3.8*36mm\$ 3.8*38mm\$     | 7224038028\$722403803<br>0\$7224038032\$7224038<br>034\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54768 | 6.5拉力钉（不锈钢）    | 6.5*（60-70） / 20mm、6.5 /<br>10*（75-110）mm、6.5*115 /<br>32mm，50mm-115mm 长度间隔 | 7224065060\$722406506<br>5\$7224065070\$7224065<br>075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54769 | 6.5拉力钉（不锈钢）    | 6.5*（60-70） / 20mm、6.5 /<br>10*（75-110）mm、6.5*115 /<br>32mm，50mm-115mm 长度间隔 | 7224065060\$722406506<br>5\$7224065070\$7224065<br>075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54770 | 6.5拉力钉（不锈钢）    | 6.5*（60-70） / 20mm、6.5 /<br>10*（75-110）mm、6.5*115 /<br>32mm，50mm-115mm 长度间隔 | 7224065060\$722406506<br>5\$7224065070\$7224065<br>075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54771 | 6.5拉力钉（不锈钢）    | 6.5*（60-70） / 20mm、6.5 /<br>10*（75-110）mm、6.5*115 /<br>32mm，50mm-115mm 长度间隔 | 7224065060\$722406506<br>5\$7224065070\$7224065<br>075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54772 | 6.5拉力钉（不锈钢）    | 6.5*（60-70） / 20mm、6.5 /<br>10*（75-110）mm、6.5*115 /<br>32mm，50mm-115mm 长度间隔 | 7224065060\$722406506<br>5\$7224065070\$7224065<br>075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                   | 产品规格                                                                          | 产品型号                                             | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| JC54773 | 6.5拉力钉（不锈钢）            | 6.5*（60-70） / 20mm、6.5 / 10*（75-110）mm、6.5*115 / 32mm，50mm-115mm 长度间隔         | 7224065060\$7224065065\$7224065070\$7224065075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54774 | 6.5拉力钉（不锈钢）            | 6.5*（60-70） / 20mm、6.5 / 10*（75-110）mm、6.5*115 / 32mm，50mm-115mm 长度间隔         | 7224065060\$7224065065\$7224065070\$7224065075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54775 | 尺骨交锁髓内钉（不锈钢）           | 7*200mm\$ 7*215mm\$ 7*230mm\$ 7*245mm                                         | 7250007200\$7250007215\$7250007230\$7250007245;  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54776 | 6.5肱骨倒打钉（不锈钢）          | 6.5*180mm\$ 6.5*195mm\$ 6.5*210mm\$ 6.5*225mm\$ 6.5*240mm\$ 6.5*255mm\$       | 7253065180\$7253065195\$7253065210\$7253065225\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54777 | 7.0肱骨倒打钉（不锈钢）          | 7*180mm\$ 7*195mm\$ 7*210mm\$ 7*225mm\$ 7*240mm\$ 7*255mm\$ 7*270mm\$ 7*285mm | 7253065180\$7253065195\$7253065210\$7253065225\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54778 | 7.0肱骨交锁髓内钉（不锈钢）        | 7*180mm\$ 7*200mm\$ 7*220mm\$ 7*240mm\$ 7*260mm\$ 7*280mm                     | 7253065180\$7253065195\$7253065210\$7253065225\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54779 | 8.0肱骨交锁髓内钉（不锈钢）        | 8*180mm\$ 8*200mm\$ 8*220mm\$ 8*240mm\$ 8*260mm\$ 8*280mm                     | 7253065180\$7253065195\$7253065210\$7253065225\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54780 | GM交锁髓内钉I代（不锈钢）         | 10*220mm 135° \$11*220mm 135° ；                                               | 7254010135\$7254011135;                          | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54781 | 10.0GM交锁髓内钉II代 左侧（不锈钢） | Left 10*355mm 135° \$Left 10*370mm 135° \$Left 10*385mm 135° ；                | 7254110355\$7254110370\$7254110385;              | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54782 | 11.0GM交锁髓内钉II代 左侧（不锈钢） | Left 11*355mm 135° \$Left 11*370mm 135° \$Left 11*385mm 135° ；                | 7254110355\$7254110370\$7254110385;              | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54783 | 10.0GM交锁髓内钉II带 右侧（不锈钢） | Right 10*355mm 135° \$Right 10*370mm 135° \$Right 10*385mm 135° ；             | 7254110355\$7254110370\$7254110385;              | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54784 | 11.0GM交锁髓内钉II代 右侧（不锈钢） | Right 11*355mm 135° \$Right 11*370mm 135° \$Right 11*385mm 135° ；             | 7254110355\$7254110370\$7254110385;              | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |



| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                                                                                         | 产品型号                                                     | 生产企业                                                 | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| JC54785 | 9.0拉力钉（不锈钢）           | 9*75mm\$ 9*80mm\$ 9*85mm\$<br>9*90mm\$ 9*95mm\$ 9*100mm\$<br>9*105mm\$ 9*110mm\$ 9*115mm\$   | 7254313075\$725431308<br>0\$7254313085\$7254313<br>090\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54786 | 9.0拉力钉（不锈钢）           | 9*75mm\$ 9*80mm\$ 9*85mm\$<br>9*90mm\$ 9*95mm\$ 9*100mm\$<br>9*105mm\$ 9*110mm\$ 9*115mm\$   | 7254313075\$725431308<br>0\$7254313085\$7254313<br>090\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54787 | 9.0拉力钉（不锈钢）           | 9*75mm\$ 9*80mm\$ 9*85mm\$<br>9*90mm\$ 9*95mm\$ 9*100mm\$<br>9*105mm\$ 9*110mm\$ 9*115mm\$   | 7254313075\$725431308<br>0\$7254313085\$7254313<br>090\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54788 | 9.0拉力钉（不锈钢）           | 9*75mm\$ 9*80mm\$ 9*85mm\$<br>9*90mm\$ 9*95mm\$ 9*100mm\$<br>9*105mm\$ 9*110mm\$ 9*115mm\$   | 7254313075\$725431308<br>0\$7254313085\$7254313<br>090\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54789 | 9.0拉力钉（不锈钢）           | 9*75mm\$ 9*80mm\$ 9*85mm\$<br>9*90mm\$ 9*95mm\$ 9*100mm\$<br>9*105mm\$ 9*110mm\$ 9*115mm\$   | 7254313075\$725431308<br>0\$7254313085\$7254313<br>090\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54790 | 9.0拉力钉（不锈钢）           | 9*75mm\$ 9*80mm\$ 9*85mm\$<br>9*90mm\$ 9*95mm\$ 9*100mm\$<br>9*105mm\$ 9*110mm\$ 9*115mm\$   | 7254313075\$725431308<br>0\$7254313085\$7254313<br>090\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54791 | 10.5拉力螺钉（不锈钢）         | 10.5*80mm strong\$ 10.5*85mm<br>strong\$ 10.5*90mm strong\$<br>10.5*95mm strong\$ 10.5*100mm | 7254325080\$725432508<br>5\$7254325090\$7254325<br>095\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54792 | GM 交锁钉 扭纹             | 10*220mm<br>135° Strong\$11*220mm<br>135° Strong;                                            | 7254510135\$725451113<br>5;                              | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54793 | 10.0股骨倒打交锁钉（不锈<br>钢）  | 10*220mm\$ 10*260mm\$<br>10*300mm\$ 10*340mm                                                 | 7255010220\$725501026<br>0\$7255010300\$7255010<br>340;  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54794 | 11.0 股骨倒打交锁钉（不锈<br>钢） | 11*220mm\$ 11*260mm\$<br>11*300mm\$ 11*340mm                                                 | 7255011220\$725501126<br>0\$7255011300\$7255011<br>340;  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54795 | 8.0胫骨金属髓内钉（不锈<br>钢）   | 8*255mm\$ 8*270mm\$ 8*285mm\$<br>8*300mm\$ 8*315mm\$ 8*330mm\$<br>8*345mm                    | 7257208255\$725720827<br>0\$7257208285\$7257208<br>300\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54796 | 9.0胫骨金属髓内钉（不锈<br>钢）   | 9*270mm\$ 9*285mm\$ 9*300mm\$<br>9*315mm\$ 9*330mm\$ 9*345mm\$<br>9*360mm                    | 7257209270\$725720928<br>5\$7257209300\$7257209<br>315\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格                                                                                                  | 产品型号                                                     | 生产企业                                                 | 挂网企业 |
|---------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| JC54797 | 10.0胫骨金属髓内钉（不锈钢）  | 10*270mm\$ 10*285mm\$<br>10*300mm\$ 10*315mm\$<br>10*330mm\$ 10*345mm\$ 10*360mm                      | 7257210270\$725721028<br>5\$7257210300\$7257210<br>315\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54798 | 9.0股骨金属髓内钉（不锈钢）   | 9*300mm\$ 9*320mm\$ 9*340mm\$<br>9*360mm\$ 9*380mm\$ 9*400mm\$<br>9*420mm                             | 7257309300\$725730932<br>0\$7257309340\$7257309<br>360\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54799 | 10.0股骨金属髓内钉（不锈钢）  | 10*320mm\$ 10*340mm\$<br>10*360mm\$ 10*380mm\$<br>10*400mm\$ 10*420mm                                 | 7257310320\$725731034<br>0\$7257310360\$7257310<br>380\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54800 | 11.0股骨金属髓内钉（不锈钢）  | 11*320mm\$ 11*340mm\$<br>11*360mm\$ 11*380mm\$<br>11*400mm\$ 11*420mm                                 | 7257311320\$725731134<br>0\$7257311360\$7257311<br>380\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54801 | 3.8胫骨锁钉（钛合金）      | 3.8*28mm\$3.8*30mm\$3.8*32mm\$3<br>.8*34mm\$3.8*36mm\$3.8*38mm\$3.<br>8*40mm\$3.8*42mm\$3.8*44mm\$3.8 | 7264038028\$726403803<br>0\$7264038032\$7264038<br>034\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54802 | 6.5肱骨倒打金属髓内钉（钛合金） | 6.5*180mm\$ 6.5*195mm\$<br>6.5*210mm\$ 6.5*225mm\$<br>6.5*240mm\$ 6.5*255mm\$                         | 7293065180\$729306519<br>5\$7293065210\$7293065<br>225\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54803 | 7.0肱骨倒打金属髓内钉（钛合金） | 7*180mm\$ 7*195mm\$ 7*210mm\$<br>7*225mm\$ 7*240mm\$ 7*255mm\$<br>7*270mm\$ 7*285mm                   | 7293070180\$729307019<br>5\$7293070210\$7293070<br>225\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54804 | 7.0肱骨金属髓内钉（钛合金）   | 7*180mm\$ 7*200mm\$ 7*220mm\$<br>7*240mm\$ 7*260mm\$ 7*280mm                                          | 7293170180\$729317020<br>0\$7293170220\$7293170<br>240\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54805 | 8.0肱骨金属髓内钉（钛合金）   | 8*180mm\$ 8*200mm\$ 8*220mm\$<br>8*240mm\$ 8*260mm\$ 8*280mm                                          | 7293180180\$729318020<br>0\$7293180220\$7293180<br>240\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54806 | 8.0胫骨金属髓内钉（钛合金）   | 7*255mm\$ 7*270mm\$ 7*285mm\$<br>7*300mm\$ 7*315mm\$ 7*330mm\$<br>7*345mm                             | 7297208255\$729720827<br>0\$7297208285\$7297208<br>300\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54807 | 9.0胫骨金属髓内钉（钛合金）   | 9*270mm\$ 9*285mm\$ 9*300mm\$<br>9*315mm\$ 9*330mm\$ 9*345mm\$<br>9*360mm                             | 7297209270\$729720928<br>5\$7297209300\$7297209<br>315\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54808 | 10.0胫骨金属髓内钉（钛合金）  | 10*270mm\$ 10*285mm\$<br>10*300mm\$ 10*315mm\$<br>10*330mm\$ 10*345mm\$ 10*360mm                      | 7297210270\$729721028<br>5\$7297210300\$7297210<br>315\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                                                               | 产品型号                                                         | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| JC54809 | 9.0股骨金属髓内钉（钛合金）  | 9*300mm\$ 9*320mm\$ 9*340mm\$<br>9*360mm\$ 9*380mm                                                 | 7297309300\$7297309320\$7297309340\$7297309360\$ 7297309380; | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54810 | 9.0股骨金属髓内钉（钛合金）  | 9*300mm\$ 9*320mm\$ 9*340mm\$<br>9*360mm\$ 9*380mm                                                 | 7297309300\$7297309320\$7297309340\$7297309360\$ 7297309380; | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54811 | 10.0股骨金属髓内钉（钛合金） | 10*320mm\$ 10*340mm\$<br>10*360mm\$ 10*380mm\$<br>10*400mm\$ 10*420mm                              | 7297310320\$7297310340\$7297310360\$7297310380\$             | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54812 | 11.0股骨金属髓内钉（钛合金） | 11*320mm\$ 11*340mm\$<br>11*360mm\$ 11*380mm\$<br>11*400mm\$ 11*420mm                              | 7297311320\$7297311340\$7297311360\$7297311380\$             | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54813 | 6.5拉力钉（钛合金）      | 6.5x60mm/20mm\$6.5x80mm/32mm\$<br>6.5x65mm/20mm\$6.5x85mm/32mm\$<br>6.5x70mm/20mm\$6.5x90mm/32mm\$ | 7364065060\$7364065065\$7364065070\$7364065075\$             | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54814 | 6.5拉力钉（钛合金）      | 6.5x60mm/20mm\$6.5x80mm/32mm\$<br>6.5x65mm/20mm\$6.5x85mm/32mm\$<br>6.5x70mm/20mm\$6.5x90mm/32mm\$ | 7364065060\$7364065065\$7364065070\$7364065075\$             | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54815 | 6.5拉力钉（钛合金）      | 6.5x60mm/20mm\$6.5x80mm/32mm\$<br>6.5x65mm/20mm\$6.5x85mm/32mm\$<br>6.5x70mm/20mm\$6.5x90mm/32mm\$ | 7364065060\$7364065065\$7364065070\$7364065075\$             | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54816 | 6.5拉力钉（钛合金）      | 6.5x60mm/20mm\$6.5x80mm/32mm\$<br>6.5x65mm/20mm\$6.5x85mm/32mm\$<br>6.5x70mm/20mm\$6.5x90mm/32mm\$ | 7364065060\$7364065065\$7364065070\$7364065075\$             | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54817 | 6.5拉力钉（钛合金）      | 6.5x60mm/20mm\$6.5x80mm/32mm\$<br>6.5x65mm/20mm\$6.5x85mm/32mm\$<br>6.5x70mm/20mm\$6.5x90mm/32mm\$ | 7364065060\$7364065065\$7364065070\$7364065075\$             | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54818 | 6.5拉力钉（钛合金）      | 6.5x60mm/20mm\$6.5x80mm/32mm\$<br>6.5x65mm/20mm\$6.5x85mm/32mm\$<br>6.5x70mm/20mm\$6.5x90mm/32mm\$ | 7364065060\$7364065065\$7364065070\$7364065075\$             | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54819 | 6.5拉力钉（钛合金）      | 6.5x60mm/20mm\$6.5x80mm/32mm\$<br>6.5x65mm/20mm\$6.5x85mm/32mm\$<br>6.5x70mm/20mm\$6.5x90mm/32mm\$ | 7364065060\$7364065065\$7364065070\$7364065075\$             | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC54820 | GM交锁髓内钉I代（钛合金）   | 10*220 mm 135° \$11*220 mm<br>135°                                                                 | 7394010135\$7394011135;                                      | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                       | 产品规格                                                                                       | 产品型号                                                     | 生产企业                                                  | 挂网企业 |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| JC54821 | 10.0GM交锁髓内钉II代 左侧<br>(钛合金) | Left 10x325mm 135° \$Left<br>10x355mm 135° \$Left 10x370mm<br>135° \$Left 10x385mm 135° ;  | 7394110325\$739411035<br>5\$7394110370\$7394110<br>385;  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |
| JC54822 | 11.0GM交锁髓内钉II代 左侧<br>(钛合金) | Left 11x355mm 135° \$Left<br>11x370mm 135° \$Left 11x385mm<br>135° ;                       | 7394111355\$739411137<br>0\$7394111385;                  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |
| JC54823 | 10.0GM交锁髓内钉II代 右侧<br>(钛合金) | Right 10x325mm 135° \$Right<br>10x355mm 135° \$Right<br>10x370mm 135° \$Right              | 7394210325\$739421035<br>5\$7394210370\$7394210<br>385;  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |
| JC54824 | 11.0GM交锁髓内钉II代 右侧<br>(钛合金) | Right 11x355mm 135° \$Right<br>11x370mm 135° \$Right<br>11x385mm 135° ;                    | 7394211355\$739421137<br>0\$7394211385;                  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |
| JC54825 | 9.0拉力钉 (钛合金)               | 9x75mm\$ 9x80mm\$ 9x85mm\$<br>9x90mm\$ 9x95mm\$ 9x100mm\$<br>9x105mm\$ 9x110mm\$ 9x115mm\$ | 7394313075\$739431308<br>0\$7394313085\$7394313<br>090\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |
| JC54826 | 9.0拉力钉 (钛合金)               | 9x75mm\$ 9x80mm\$ 9x85mm\$<br>9x90mm\$ 9x95mm\$ 9x100mm\$<br>9x105mm\$ 9x110mm\$ 9x115mm\$ | 7394313075\$739431308<br>0\$7394313085\$7394313<br>090\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |
| JC54827 | 9.0拉力钉 (钛合金)               | 9x75mm\$ 9x80mm\$ 9x85mm\$<br>9x90mm\$ 9x95mm\$ 9x100mm\$<br>9x105mm\$ 9x110mm\$ 9x115mm\$ | 7394313075\$739431308<br>0\$7394313085\$7394313<br>090\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |
| JC54828 | 9.0拉力钉 (钛合金)               | 9x75mm\$ 9x80mm\$ 9x85mm\$<br>9x90mm\$ 9x95mm\$ 9x100mm\$<br>9x105mm\$ 9x110mm\$ 9x115mm\$ | 7394313075\$739431308<br>0\$7394313085\$7394313<br>090\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |
| JC54829 | 9.0拉力钉 (钛合金)               | 9x75mm\$ 9x80mm\$ 9x85mm\$<br>9x90mm\$ 9x95mm\$ 9x100mm\$<br>9x105mm\$ 9x110mm\$ 9x115mm\$ | 7394313075\$739431308<br>0\$7394313085\$7394313<br>090\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |
| JC54830 | 9.0拉力钉 (钛合金)               | 9x75mm\$ 9x80mm\$ 9x85mm\$<br>9x90mm\$ 9x95mm\$ 9x100mm\$<br>9x105mm\$ 9x110mm\$ 9x115mm\$ | 7394313075\$739431308<br>0\$7394313085\$7394313<br>090\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |
| JC54831 | 10.5拉力钉 (钛合金)              | 10.5*80mm\$ 10.5*85mm\$<br>10.5*90mm\$ 10.5*95mm\$<br>10.5*100mm\$ 10.5*105mm\$            | 7394325080\$739432508<br>5\$7394325090\$7394325<br>095\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |
| JC54832 | 10.5拉力钉 (钛合金)              | 10.5*80mm\$ 10.5*85mm\$<br>10.5*90mm\$ 10.5*95mm\$<br>10.5*100mm\$ 10.5*105mm\$            | 7394325080\$739432508<br>5\$7394325090\$7394325<br>095\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利<br>mediox有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格                                                                            | 产品型号                                                     | 生产企业                                                 | 挂网企业 |
|---------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| JC54833 | 10.5拉力钉（钛合金）      | 10.5*80mm\$ 10.5*85mm\$<br>10.5*90mm\$ 10.5*95mm\$<br>10.5*100mm\$ 10.5*105mm\$ | 7394325080\$739432508<br>5\$7394325090\$7394325<br>095\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54834 | GM 交锁钉 扭纹（钛合金）    | 10x220mm<br>135° Strong\$11x220mm<br>135° Strong;                               | 7394510135\$739451113<br>5;                              | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54835 | GM 交锁钉 扭纹II（钛合金）  | 10x180mm<br>135° Strong\$12x240mm<br>135° Strong                                | 7394510418\$739451242<br>4;                              | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54836 | 10.0GM 交锁钉加长 扭纹   | Left 10x（325-385）mm<br>135° Strong\$Right10x（325-<br>385）mm 135° Strong, 325mm- | 7394610325\$739461034<br>0\$7394610355\$7394610<br>370\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54837 | 10.0股骨倒打交锁钉（钛合金）  | 10x220mm\$ 10x260mm\$<br>10x300mm\$ 10x340mm                                    | 7395010220\$739501026<br>0\$7395010300\$7395010<br>340;  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54838 | 11.0 股骨倒打交锁钉（钛合金） | 11x220mm\$ 11x260mm\$<br>11x300mm\$ 11x340mm                                    | 7395011220\$739501126<br>0\$7395011300\$7395011<br>340;  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54839 | 10.0GM3交锁钉（钛合金）   | 10x220mm 135° \$10x180mm<br>135° \$10x200mm 135° ;                              | 7398510135\$739851041<br>8\$7398510420;                  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54840 | 11.0GM3交锁钉（钛合金）   | 11x220mm 135° \$11x180mm<br>135° \$11x200mm 135° ;                              | 7398511135\$739851141<br>8\$7398511420;                  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54841 | 3.8肱骨锁钉（钛合金）      | 3.8*20mm\$ 3.8*22mm\$<br>3.8*24mm\$ 3.8*26mm\$<br>3.8*28mm\$ 3.8*30mm\$         | 7922138020\$792213802<br>2\$7922138024\$7922138<br>026\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54842 | 3.8肱骨锁钉（钛合金）      | 3.8*20mm\$ 3.8*22mm\$<br>3.8*24mm\$ 3.8*26mm\$<br>3.8*28mm\$ 3.8*30mm\$         | 7922138020\$792213802<br>2\$7922138024\$7922138<br>026\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54843 | 3.8肱骨锁钉（钛合金）      | 3.8*20mm\$ 3.8*22mm\$<br>3.8*24mm\$ 3.8*26mm\$<br>3.8*28mm\$ 3.8*30mm\$         | 7922138020\$792213802<br>2\$7922138024\$7922138<br>026\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54844 | 3.8肱骨锁钉（钛合金）      | 3.8*20mm\$ 3.8*22mm\$<br>3.8*24mm\$ 3.8*26mm\$<br>3.8*28mm\$ 3.8*30mm\$         | 7922138020\$792213802<br>2\$7922138024\$7922138<br>026\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格                                                                    | 产品型号                                                     | 生产企业                                                 | 挂网企业 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| JC54845 | 4.8锁钉（钛合金） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7922148030\$792214803<br>5\$7922148040\$7922148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54846 | 4.8锁钉（钛合金） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7922148030\$792214803<br>5\$7922148040\$7922148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54847 | 4.8锁钉（钛合金） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7922148030\$792214803<br>5\$7922148040\$7922148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54848 | 4.8锁钉（钛合金） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7922148030\$792214803<br>5\$7922148040\$7922148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54849 | 4.8锁钉（钛合金） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7922148030\$792214803<br>5\$7922148040\$7922148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54850 | 4.8锁钉（钛合金） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7922148030\$792214803<br>5\$7922148040\$7922148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54851 | 4.8锁钉（钛合金） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7922148030\$792214803<br>5\$7922148040\$7922148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54852 | 4.8锁钉（钛合金） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7922148030\$792214803<br>5\$7922148040\$7922148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54853 | 4.8锁钉（钛合金） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7922148030\$792214803<br>5\$7922148040\$7922148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54854 | 4.8锁钉（钛合金） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7922148030\$792214803<br>5\$7922148040\$7922148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54855 | 4.8锁钉（钛合金） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7922148030\$792214803<br>5\$7922148040\$7922148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54856 | 4.8锁钉（钛合金） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7922148030\$792214803<br>5\$7922148040\$7922148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称         | 产品规格                                                                    | 产品型号                                                     | 生产企业                                                 | 挂网企业 |
|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| JC54857 | 4.8锁钉（钛合金）   | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7922148030\$792214803<br>5\$7922148040\$7922148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54858 | 4.8锁钉（钛合金）   | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7922148030\$792214803<br>5\$7922148040\$7922148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54859 | 4.8锁钉（钛合金）   | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7922148030\$792214803<br>5\$7922148040\$7922148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54860 | 4.8锁钉（钛合金）   | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7922148030\$792214803<br>5\$7922148040\$7922148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54861 | 4.8锁钉（钛合金）   | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7922148030\$792214803<br>5\$7922148040\$7922148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54862 | 2.7锁钉（不锈钢）   | 2.7*20mm\$ 2.7*22mm\$<br>2.7*24mm\$ 2.7*26mm\$                          | 7930527020\$793052702<br>2\$7930527024\$7930527<br>026\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54863 | 3.8肋骨锁钉（不锈钢） | 3.8*20mm\$ 3.8*22mm\$<br>3.8*24mm\$ 3.8*26mm\$<br>3.8*28mm\$ 3.8*30mm\$ | 7932138020\$793213802<br>2\$7932138024\$7932138<br>026\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54864 | 3.8肋骨锁钉（不锈钢） | 3.8*20mm\$ 3.8*22mm\$<br>3.8*24mm\$ 3.8*26mm\$<br>3.8*28mm\$ 3.8*30mm\$ | 7932138020\$793213802<br>2\$7932138024\$7932138<br>026\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54865 | 3.8肋骨锁钉（不锈钢） | 3.8*20mm\$ 3.8*22mm\$<br>3.8*24mm\$ 3.8*26mm\$<br>3.8*28mm\$ 3.8*30mm\$ | 7932138020\$793213802<br>2\$7932138024\$7932138<br>026\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54866 | 3.8肋骨锁钉（不锈钢） | 3.8*20mm\$ 3.8*22mm\$<br>3.8*24mm\$ 3.8*26mm\$<br>3.8*28mm\$ 3.8*30mm\$ | 7932138020\$793213802<br>2\$7932138024\$7932138<br>026\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54867 | 4.8锁钉（不锈钢）   | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7932148030\$793214803<br>5\$7932148040\$7932148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54868 | 4.8锁钉（不锈钢）   | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7932148030\$793214803<br>5\$7932148040\$7932148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格                                                                    | 产品型号                                                     | 生产企业                                                 | 挂网企业 |
|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| JC54869 | 4.8锁钉（不锈钢） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7932148030\$793214803<br>5\$7932148040\$7932148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54870 | 4.8锁钉（不锈钢） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7932148030\$793214803<br>5\$7932148040\$7932148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54871 | 4.8锁钉（不锈钢） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7932148030\$793214803<br>5\$7932148040\$7932148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54872 | 4.8锁钉（不锈钢） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7932148030\$793214803<br>5\$7932148040\$7932148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54873 | 4.8锁钉（不锈钢） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7932148030\$793214803<br>5\$7932148040\$7932148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54874 | 4.8锁钉（不锈钢） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7932148030\$793214803<br>5\$7932148040\$7932148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54875 | 4.8锁钉（不锈钢） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7932148030\$793214803<br>5\$7932148040\$7932148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54876 | 4.8锁钉（不锈钢） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7932148030\$793214803<br>5\$7932148040\$7932148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54877 | 4.8锁钉（不锈钢） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7932148030\$793214803<br>5\$7932148040\$7932148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54878 | 4.8锁钉（不锈钢） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7932148030\$793214803<br>5\$7932148040\$7932148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54879 | 4.8锁钉（不锈钢） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7932148030\$793214803<br>5\$7932148040\$7932148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |
| JC54880 | 4.8锁钉（不锈钢） | 4.8*30mm\$ 4.8*35mm\$<br>4.8*40mm\$ 4.8*45mm\$<br>4.8*50mm\$ 4.8*55mm\$ | 7932148030\$793214803<br>5\$7932148040\$7932148<br>045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利<br>mediox有限公司） |      |



| 流水号     | 产品名称                              | 产品规格                                                         | 产品型号                                                              | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC54889 | 特殊形状连接器                           | L形连接器，用于6.0mm固定杆爪形连接器，用于6.0mm固定杆 T形连接器，用于6.0mm固定杆 T          | 04.300.000\$04.300.001\$04.300.002\$04.300.003                    | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC54890 | 髌骨连接器 固定长度                        | 髌骨连接器，中性，固定长度12mm \$髌骨连接器，中性，固定长度15mm \$髌骨连接器，中性，            | 04.621.112\$04.621.115\$04.621.118\$04.621.121\$04.621.124\$04.62 | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC54891 | 髌骨连接器 可变长度                        | 髌骨连接器，可伸缩，中性，长度17-27mm 夹子，用于可伸缩髌骨连接器                         | 04.621.171\$04.621.270                                            | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC54892 | 髌骨连接器                             | 髌2连接器，左，用于6.0mm固定杆髌2连接器，右，用于6.0mm固定杆髌2连接器，用于固定杆末             | 04.621.260\$04.621.261\$04.621.262\$04.621.190                    | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC54895 | Pangea 单轴椎弓根螺钉 4.0 mm             | Pangea 单轴椎弓根螺钉 4.0 mm，长度 20 mm，钛合金（TAN） \$Pangea 单轴椎弓根螺      | 04.622.420\$04.622.425\$04.622.428\$04.622.430\$04.622.432\$04.62 | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC54896 | Pangea 单轴椎弓根螺钉 4.0 mm             | Pangea 单轴椎弓根螺钉 4.0 mm，长度 20 mm，钛合金（TAN） \$Pangea 单轴椎弓根螺      | 04.622.420\$04.622.425\$04.622.428\$04.622.430\$04.622.432\$04.62 | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC54903 | Pangea 单轴椎弓根螺钉（5.0 / 6.0 / 7.0mm） | 单轴椎弓根螺钉 5.0 mm，长度 25 mm，钛合金（TAN） \$单轴椎弓根螺钉 5.0 mm，长度 30      | 04.622.525\$04.622.530\$04.622.535\$04.622.540\$04.622.545\$04.62 | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC54904 | Pangea 单轴椎弓根螺钉（5.0 / 6.0 / 7.0mm） | 单轴椎弓根螺钉 5.0 mm，长度 25 mm，钛合金（TAN） \$单轴椎弓根螺钉 5.0 mm，长度 30      | 04.622.525\$04.622.530\$04.622.535\$04.622.540\$04.622.545\$04.62 | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC54906 | Pangea 单轴椎弓根螺钉（5.0 / 6.0 / 7.0mm） | 单轴椎弓根螺钉 5.0 mm，长度 25 mm，钛合金（TAN） \$单轴椎弓根螺钉 5.0 mm，长度 30      | 04.622.525\$04.622.530\$04.622.535\$04.622.540\$04.622.545\$04.62 | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC55093 | 1 / 3 管形钢板                        | 71809434\$71809435\$71809436\$71809437\$71809438\$71809440   | 71809434\$71809435\$71809436\$71809437\$71809438\$71809440        | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55094 | 4.5mm窄加压干端远端锁定钢板                  | 非灭菌：71829453\$非灭菌：71829454\$非灭菌：71829455\$非灭菌：71829456\$非灭菌： | 非灭菌：71829453\$非灭菌：71829454\$非灭菌：71829455\$非灭菌：71829455\$非灭        | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55096 | 3.5mm重建钢板 4-8孔（不锈钢）               | 4-8孔                                                         | 71829514\$71829516\$71829518                                      | 美国 Smith & Nephew Inc   |      |

| 流水号     | 产品名称                                      | 产品规格                                                                                                  | 产品型号                                                                       | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC55097 | 3.5MM 加压钢板                                | 灭菌：71809402\$灭菌：<br>71809403\$灭菌：71809404\$灭<br>菌：71809405 \$灭菌：                                      | 灭菌：71809402\$灭<br>菌：71809403\$灭菌：<br>71809404\$灭菌：                         | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55098 | 4.5MM 宽 / 窄加压钢板                           | 灭菌：71809452 \$灭菌：<br>71809453 \$灭菌：71809454 \$灭<br>菌：71809455\$灭菌：71809456                            | 灭菌：71809452 \$灭<br>菌：71809453 \$灭菌：<br>71809454 \$灭菌：                      | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55099 | PERILOC 3.5mm重建钢板                         | 灭菌：71809518\$灭菌：<br>71809520\$灭菌：71809522\$灭<br>菌：71809524\$非灭菌：                                      | 灭菌：71809518\$灭<br>菌：71809520\$灭菌：<br>71809522\$灭菌：                         | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55101 | 2.7mm 自攻皮质骨螺钉（灭<br>菌装）                    | 71803010 2.7mm 自攻皮质骨螺<br>钉（灭菌装） 10mm \$71803012<br>2.7mm 自攻皮质骨螺钉（灭菌                                   | 71803010 2.7mm 自攻<br>皮质骨螺钉（灭菌装）<br>10mm \$71803012 2.7mm                   | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55102 | 3.5低切迹皮质骨自攻螺钉不<br>锈钢                      | 71804010\$71804012\$71804014\$7<br>1804016\$71804018\$71804020\$71<br>804022\$71804024\$71804026\$718 | 71804010\$71804012\$71<br>804014\$71804016\$7180<br>4018\$71804020\$718040 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55103 | 4.0全螺纹松质骨螺钉                               | 71804010\$71804012\$71804014\$7<br>1804016\$71804018\$71804020\$71<br>804022\$71804024\$71804026\$718 | 71804010\$71804012\$71<br>804014\$71804016\$7180<br>4018\$71804020\$718040 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55104 | 4.0mm低切迹部分螺纹松质骨<br>螺钉 自攻                  | 71804010\$71804012\$71804014\$7<br>1804016\$71804018\$71804020\$71<br>804022\$71804024\$71804026\$718 | 71804010\$71804012\$71<br>804014\$71804016\$7180<br>4018\$71804020\$718040 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55106 | 4.5mm 自攻皮质骨螺钉（灭<br>菌装）                    | 71806014 4.5mm 自攻皮质骨螺<br>钉（灭菌装） 14mm \$71806016<br>4.5mm 自攻皮质骨螺钉（灭菌                                   | 71806014 4.5mm 自攻<br>皮质骨螺钉（灭菌装）<br>14mm \$71806016 4.5mm                   | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55107 | 4.5mm 自攻皮质骨螺钉（灭<br>菌装）                    | 71806014 4.5mm 自攻皮质骨螺<br>钉（灭菌装） 14mm \$71806016<br>4.5mm 自攻皮质骨螺钉（灭菌                                   | 71806014 4.5mm 自攻<br>皮质骨螺钉（灭菌装）<br>14mm \$71806016 4.5mm                   | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55108 | 4.5mm 自攻皮质骨螺钉（灭<br>菌装）                    | 71806014 4.5mm 自攻皮质骨螺<br>钉（灭菌装） 14mm \$71806016<br>4.5mm 自攻皮质骨螺钉（灭菌                                   | 71806014 4.5mm 自攻<br>皮质骨螺钉（灭菌装）<br>14mm \$71806016 4.5mm                   | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55109 | PERI-LOC 6.5mm松质骨螺<br>钉，部分螺纹（不锈钢，灭<br>菌装） | 6.5mm，部分螺纹，50mm-110mm                                                                                 | 71808150\$71808155\$71<br>808160\$71808165\$7180<br>8170\$71808175\$718081 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55110 | 2.5MM 自攻皮质骨螺钉                             | 71822510\$71822512\$71822514\$7<br>1822516\$71822518\$71822520\$71<br>822522\$71822524\$71822526\$718 | 71822510\$71822512\$71<br>822514\$71822516\$7182<br>2518\$71822520\$718225 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称            | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                               | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC55111 | 2.5MM 自攻皮质骨螺钉   | 71822510\$71822512\$71822514\$71822516\$71822518\$71822520\$71822522\$71822524\$71822526\$718 | 71822510\$71822512\$71822514\$71822516\$71822518\$71822520\$718225 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55112 | 2.7MM 自攻皮质骨螺钉   | 非灭菌：71823010\$非灭菌：71823012\$非灭菌：71823014\$非灭菌：71823016\$非灭菌：                                  | 71823010\$71823012\$71823014\$71823016\$71823018\$71823020\$718230 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55113 | 2.7MM 自攻皮质骨螺钉   | 非灭菌：71823010\$非灭菌：71823012\$非灭菌：71823014\$非灭菌：71823016\$非灭菌：                                  | 71823010\$71823012\$71823014\$71823016\$71823018\$71823020\$718230 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55114 | 2.7MM 自攻皮质骨螺钉   | 非灭菌：71823010\$非灭菌：71823012\$非灭菌：71823014\$非灭菌：71823016\$非灭菌：                                  | 71823010\$71823012\$71823014\$71823016\$71823018\$71823020\$718230 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55115 | 2.7MM 自攻皮质骨螺钉   | 非灭菌：71823010\$非灭菌：71823012\$非灭菌：71823014\$非灭菌：71823016\$非灭菌：                                  | 71823010\$71823012\$71823014\$71823016\$71823018\$71823020\$718230 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55116 | 3.5 mm 自攻皮质骨螺钉  | 非灭菌71824010\$非灭菌：71824012\$非灭菌：71824014\$非灭菌：71824016\$非灭菌：                                   | 71824010\$71824012\$71824014\$71824016\$71824018\$71824020\$718240 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55117 | 3.5 mm 自攻皮质骨螺钉  | 非灭菌71824010\$非灭菌：71824012\$非灭菌：71824014\$非灭菌：71824016\$非灭菌：                                   | 71824010\$71824012\$71824014\$71824016\$71824018\$71824020\$718240 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55118 | 3.5 mm 自攻皮质骨螺钉  | 非灭菌71824010\$非灭菌：71824012\$非灭菌：71824014\$非灭菌：71824016\$非灭菌：                                   | 71824010\$71824012\$71824014\$71824016\$71824018\$71824020\$718240 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55119 | 3.5 mm 自攻皮质骨螺钉  | 非灭菌71824010\$非灭菌：71824012\$非灭菌：71824014\$非灭菌：71824016\$非灭菌：                                   | 71824010\$71824012\$71824014\$71824016\$71824018\$71824020\$718240 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55120 | 3.5 mm 自攻皮质骨螺钉  | 非灭菌71824010\$非灭菌：71824012\$非灭菌：71824014\$非灭菌：71824016\$非灭菌：                                   | 71824010\$71824012\$71824014\$71824016\$71824018\$71824020\$718240 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55121 | 4.0 mm 全螺纹松质骨螺钉 | 非灭菌：71825210\$非灭菌：71825212\$非灭菌：71825214\$非灭菌：71825216\$非灭菌：                                  | 71825210\$71825212\$71825214\$71825216\$71825218\$71825220\$718252 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55122 | 4.0 mm 全螺纹松质骨螺钉 | 非灭菌：71825210\$非灭菌：71825212\$非灭菌：71825214\$非灭菌：71825216\$非灭菌：                                  | 71825210\$71825212\$71825214\$71825216\$71825218\$71825220\$718252 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                                              | 产品规格                                                                 | 产品型号                                                                        | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC55124 | 4.0 mm 部分螺纹松质骨螺钉                                  | 非灭菌：71825210\$非灭菌：<br>71825212\$非灭菌：71825214\$非<br>灭菌：71825216\$非灭菌： | 71825210\$71825212\$71<br>825214\$71825216\$7182<br>5218\$71825220\$718252  | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55125 | PERI-LOC 4.5mm皮质骨自攻<br>锁定螺钉, 14mm-100mm (不锈<br>钢) | 4.5mm, 14mm-100mm                                                    | 71826014\$71826016\$71<br>826018\$71826020\$7182<br>6022\$71826024\$718260  | 美国 Smith & Nephew Inc   |      |
| JC55126 | 4.5mm 自攻皮质骨螺钉                                     | 非灭菌:71826014\$非灭菌：<br>71826016\$非灭菌：71826018\$非<br>灭菌：71826020\$非灭菌： | 71826014\$71826016\$71<br>826018\$71826020\$7182<br>6022\$71826024\$718260  | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55127 | 4.5mm 自攻皮质骨螺钉                                     | 非灭菌:71826014\$非灭菌：<br>71826016\$非灭菌：71826018\$非<br>灭菌：71826020\$非灭菌： | 71826014\$71826016\$71<br>826018\$71826020\$7182<br>6022\$71826024\$718260  | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55128 | 6.5mm 部分螺纹松质骨螺钉                                   | 非灭菌71828150\$非灭菌：<br>71828155\$非灭菌：71828160\$非<br>灭菌：71828165\$非灭菌：  | 71828150\$71828155\$71<br>828160\$71828165\$7182<br>8170\$71828175\$718281  | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55475 | 拉力螺钉                                              | 直径12.5毫米，长50毫米，尾帽<br>280.990\$直径12.5毫米，长55毫<br>米，尾帽280.990\$直径12.5毫  | 280.550\$280.600\$280.<br>650\$280.700\$280.750\$<br>280.800\$280.850\$280. | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC55476 | 拉力螺钉                                              | 直径12.5毫米，长50毫米，尾帽<br>280.990\$直径12.5毫米，长55毫<br>米，尾帽280.990\$直径12.5毫  | 280.550\$280.600\$280.<br>650\$280.700\$280.750\$<br>280.800\$280.850\$280. | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC55477 | 拉力螺钉                                              | 直径12.5毫米，长50毫米，尾帽<br>280.990\$直径12.5毫米，长55毫<br>米，尾帽280.990\$直径12.5毫  | 280.550\$280.600\$280.<br>650\$280.700\$280.750\$<br>280.800\$280.850\$280. | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC55478 | 拉力螺钉                                              | 直径12.5毫米，长50毫米，尾帽<br>280.990\$直径12.5毫米，长55毫<br>米，尾帽280.990\$直径12.5毫  | 280.550\$280.600\$280.<br>650\$280.700\$280.750\$<br>280.800\$280.850\$280. | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC55479 | 拉力螺钉                                              | 直径12.5毫米，长50毫米，尾帽<br>280.990\$直径12.5毫米，长55毫<br>米，尾帽280.990\$直径12.5毫  | 280.550\$280.600\$280.<br>650\$280.700\$280.750\$<br>280.800\$280.850\$280. | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC55480 | 拉力螺钉                                              | 直径12.5毫米，长50毫米，尾帽<br>280.990\$直径12.5毫米，长55毫<br>米，尾帽280.990\$直径12.5毫  | 280.550\$280.600\$280.<br>650\$280.700\$280.750\$<br>280.800\$280.850\$280. | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC55481 | 拉力螺钉                                              | 直径12.5毫米，长50毫米，尾帽<br>280.990\$直径12.5毫米，长55毫<br>米，尾帽280.990\$直径12.5毫  | 480.500加压螺<br>钉:480.990\$480.550加<br>压螺                                     | 瑞士Synthes GmbH.         |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                                        | 产品型号                            | 生产企业            | 挂网企业 |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------|------|
| JC55482 | 拉力螺钉      | 直径12.5毫米，长50毫米，尾帽280.990\$直径12.5毫米，长55毫米，尾帽280.990\$直径12.5毫 | 480.500加压螺钉:480.990\$480.550加压螺 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC55483 | 拉力螺钉      | 直径12.5毫米，长50毫米，尾帽280.990\$直径12.5毫米，长55毫米，尾帽280.990\$直径12.5毫 | 480.500加压螺钉:480.990\$480.550加压螺 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC55484 | 拉力螺钉      | 直径12.5毫米，长50毫米，尾帽280.990\$直径12.5毫米，长55毫米，尾帽280.990\$直径12.5毫 | 480.500加压螺钉:480.990\$480.550加压螺 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC55485 | 拉力螺钉      | 直径12.5毫米，长50毫米，尾帽280.990\$直径12.5毫米，长55毫米，尾帽280.990\$直径12.5毫 | 480.500加压螺钉:480.990\$480.550加压螺 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC55486 | 拉力螺钉      | 直径12.5毫米，长50毫米，尾帽280.990\$直径12.5毫米，长55毫米，尾帽280.990\$直径12.5毫 | 480.500加压螺钉:480.990\$480.550加压螺 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC55619 | 羟基磷灰石生物陶瓷 | ZC-J基本型（异形 梯形体）                                             | 10*20*10*10mm，块 / 盒             | 北京市意华健科贸有限责任公司  |      |
| JC55620 | 羟基磷灰石生物陶瓷 | ZC-J基本型（异形 梯形体）                                             | 12*22*10*10mm，块 / 盒             | 北京市意华健科贸有限责任公司  |      |
| JC55621 | 羟基磷灰石生物陶瓷 | ZC-J基本型（块状 长方体）                                             | 20*10*10mm，1块 / 盒               | 北京市意华健科贸有限责任公司  |      |
| JC55622 | 羟基磷灰石生物陶瓷 | ZC-J基本型（块状 长方体）                                             | 25*15*10mm，块 / 盒                | 北京市意华健科贸有限责任公司  |      |
| JC55623 | 羟基磷灰石生物陶瓷 | ZC-J基本型（块状 长方体）                                             | 40*10*10mm，1块 / 盒               | 北京市意华健科贸有限责任公司  |      |
| JC55624 | 羟基磷灰石生物陶瓷 | ZC-J基本型（块状 长方体）                                             | 40*5*5mm 1条 / 盒                 | 北京市意华健科贸有限责任公司  |      |
| JC55625 | 羟基磷灰石生物陶瓷 | ZC-J基本型（块状 长方体）                                             | 40*5*5mm， 2条 / 盒                | 北京市意华健科贸有限责任公司  |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                       | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC55626 | 羟基磷灰石生物陶瓷 | ZC-J基本型（块状 长方体）                                                                                | 50*15*10mm, 1块 / 盒                                                         | 北京市意华健科贸有限责任公司          |      |
| JC55627 | 羟基磷灰石生物陶瓷 | ZC-J基本型（块状 长方体）                                                                                | 尺寸10*10*10mm                                                               | 北京市意华健科贸有限责任公司          |      |
| JC55628 | 羟基磷灰石生物陶瓷 | ZC-J基本型（颗粒状 颗粒）                                                                                | 直径 φ 1-4mm 10cc / 瓶                                                        | 北京市意华健科贸有限责任公司          |      |
| JC55629 | 羟基磷灰石生物陶瓷 | ZC-J基本型（颗粒状 颗粒）                                                                                | 直径 φ 1-4mm 1cc / 瓶                                                         | 北京市意华健科贸有限责任公司          |      |
| JC55630 | 羟基磷灰石生物陶瓷 | ZC-J基本型（颗粒状 颗粒）                                                                                | 直径 φ 1-4mm 5cc / 瓶                                                         | 北京市意华健科贸有限责任公司          |      |
| JC55631 | 7.0mm 垫圈  | 71101545S 7.0                                                                                  | 71101545S                                                                  | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55632 | 手足空心钉     | 2.5, 3.0                                                                                       | 71102208S\$71102209S\$<br>71102210S\$71102211S\$<br>71102212S\$71102213S\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55633 | 手足空心钉     | 2.5, 3.0                                                                                       | 71102208S\$71102209S\$<br>71102210S\$71102211S\$<br>71102212S\$71102213S\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC55640 | 手部锁定板     | 333-1201\$333-1601\$333-<br>2001\$333-2401\$ 333-1202\$333-<br>1602\$333-2002\$333-2402\$ 333- | 333-1201\$ 333-1601\$<br>333-2001\$ 333-2401\$<br>333-1202\$ 333-1602\$    | 美国OsteoMed L.P.         |      |
| JC55641 | 手部锁定板     | 333-1201\$333-1601\$333-<br>2001\$333-2401\$ 333-1202\$333-<br>1602\$333-2002\$333-2402\$ 333- | 333-1201\$ 333-1601\$<br>333-2001\$ 333-2401\$<br>333-1202\$ 333-1602\$    | 美国OsteoMed L.P.         |      |
| JC55642 | 手部锁定板     | 333-1201\$333-1601\$333-<br>2001\$333-2401\$ 333-1202\$333-<br>1602\$333-2002\$333-2402\$ 333- | 333-1201\$ 333-1601\$<br>333-2001\$ 333-2401\$<br>333-1202\$ 333-1602\$    | 美国OsteoMed L.P.         |      |
| JC55643 | 手部锁定板     | 333-1201\$333-1601\$333-<br>2001\$333-2401\$ 333-1202\$333-<br>1602\$333-2002\$333-2402\$ 333- | 333-1201\$ 333-1601\$<br>333-2001\$ 333-2401\$<br>333-1202\$ 333-1602\$    | 美国OsteoMed L.P.         |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                                   | 产品型号                                                                | 生产企业                   | 挂网企业 |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| JC55644 | 手部锁定板         | 333-1201\$333-1601\$333-2001\$333-2401\$ 333-1202\$333-1602\$333-2002\$333-2402\$ 333- | 333-1201\$ 333-1601\$ 333-2001\$ 333-2401\$ 333-1202\$ 333-1602\$   | 美国OsteoMed L.P.        |      |
| JC55981 | 手部直型钢板, 1.5mm | 直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度20mm\$直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度30mm\$直径2.5mm, 长度                      | 294.769\$294.771\$294.772\$294.774\$294.775\$294.776\$294.777\$294. | 美国Zimmer Inc. (美国捷迈公司) |      |
| JC55982 | 手部直型钢板, 1.5mm | 直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度20mm\$直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度30mm\$直径2.5mm, 长度                      | 294.769\$294.771\$294.772\$294.774\$294.775\$294.776\$294.777\$294. | 美国Zimmer Inc. (美国捷迈公司) |      |
| JC55983 | 手部直型钢板, 1.5mm | 直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度20mm\$直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度30mm\$直径2.5mm, 长度                      | 294.769\$294.771\$294.772\$294.774\$294.775\$294.776\$294.777\$294. | 美国Zimmer Inc. (美国捷迈公司) |      |
| JC55984 | 手部直型钢板, 1.5mm | 直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度20mm\$直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度30mm\$直径2.5mm, 长度                      | 294.769\$294.771\$294.772\$294.774\$294.775\$294.776\$294.777\$294. | 美国Zimmer Inc. (美国捷迈公司) |      |
| JC55985 | 垫圈            | 直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度20mm\$直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度30mm\$直径2.5mm, 长度                      | 294.769\$294.771\$294.772\$294.774\$294.775\$294.776\$294.777\$294. | 美国Zimmer Inc. (美国捷迈公司) |      |
| JC55986 | 直型重建钢板, 2.7mm | 直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度20mm\$直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度30mm\$直径2.5mm, 长度                      | 294.769\$294.771\$294.772\$294.774\$294.775\$294.776\$294.777\$294. | 美国Zimmer Inc. (美国捷迈公司) |      |
| JC55987 | 直型重建钢板, 2.7mm | 直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度20mm\$直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度30mm\$直径2.5mm, 长度                      | 294.769\$294.771\$294.772\$294.774\$294.775\$294.776\$294.777\$294. | 美国Zimmer Inc. (美国捷迈公司) |      |
| JC55988 | 直型重建钢板, 3.5mm | 直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度20mm\$直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度30mm\$直径2.5mm, 长度                      | 294.769\$294.771\$294.772\$294.774\$294.775\$294.776\$294.777\$294. | 美国Zimmer Inc. (美国捷迈公司) |      |
| JC55989 | 直型重建钢板, 3.5mm | 直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度20mm\$直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度30mm\$直径2.5mm, 长度                      | 294.769\$294.771\$294.772\$294.774\$294.775\$294.776\$294.777\$294. | 美国Zimmer Inc. (美国捷迈公司) |      |
| JC55990 | 直型重建钢板, 3.5mm | 直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度20mm\$直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度30mm\$直径2.5mm, 长度                      | 294.769\$294.771\$294.772\$294.774\$294.775\$294.776\$294.777\$294. | 美国Zimmer Inc. (美国捷迈公司) |      |
| JC55991 | 直型重建钢板, 3.5mm | 直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度20mm\$直径2.5mm, 长度60mm, 螺纹长度30mm\$直径2.5mm, 长度                      | 294.769\$294.771\$294.772\$294.774\$294.775\$294.776\$294.777\$294. | 美国Zimmer Inc. (美国捷迈公司) |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                         | 产品型号                                                                | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC55992 | 直型重建钢板，4.5mm   | 直径2.5mm，长度60mm，螺纹长度20mm\$直径2.5mm，长度60mm，螺纹长度30mm\$直径2.5mm，长度 | 294.769\$294.771\$294.772\$294.774\$294.775\$294.776\$294.777\$294. | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC55993 | 直型重建钢板，4.5mm   | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm，长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝                   | 04.005.408\$04.005.410\$04.005.412\$04.005.414\$04.005.416\$04.00   | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC55994 | K克氏针           | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm，长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝                   | 04.005.408\$04.005.410\$04.005.412\$04.005.414\$04.005.416\$04.00   | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC55995 | K克氏针           | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm，长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝                   | 04.005.408\$04.005.410\$04.005.412\$04.005.414\$04.005.416\$04.00   | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC55996 | K克氏针           | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm，长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝                   | 04.005.408\$04.005.410\$04.005.412\$04.005.414\$04.005.416\$04.00   | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC55997 | 手外直型加压钢板，2.0mm | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm，长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝                   | 04.005.408\$04.005.410\$04.005.412\$04.005.414\$04.005.416\$04.00   | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC55998 | 手外直型加压钢板，2.0mm | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm.长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装              | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$   | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC55999 | 手外直型加压钢板，2.0mm | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm.长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装              | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$   | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56000 | 手外直型加压钢板，2.0mm | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm.长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装              | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$   | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56001 | 直型重建钢板，2.7mm   | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm.长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装              | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$   | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56002 | 直型重建钢板，2.7mm   | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm.长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装              | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$   | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56003 | 直型重建钢板，4.5mm   | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm.长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装              | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$   | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |



| 流水号     | 产品名称                | 产品规格                                             | 产品型号                                                              | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC56004 | 直型重建钢板，4.5mm        | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56005 | 4.5大六角形槽髌皮质骨螺钉      | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56006 | 4.5大六角形槽髌皮质骨螺钉      | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56007 | 4.5大六角形槽髌皮质骨螺钉      | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56008 | 4.5大六角形槽髌皮质骨螺钉      | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56009 | 手外直型加压钢板，2.7mm      | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56010 | 手外直型加压钢板，2.7mm      | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56011 | 手外直型加压钢板，2.7mm      | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56012 | 手外直型加压钢板，2.7mm      | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56013 | 直型重建钢板，3.5mm        | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56014 | 1.5mm六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56015 | 1.5mm六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                | 产品规格                                             | 产品型号                                                              | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC56016 | 1.5mm六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56017 | 1.5mm六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56018 | 1.5mm六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56019 | 1.5mm六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56020 | 1.5mm六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56021 | 1.5mm六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56022 | 1.5mm六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56023 | 1.5mm六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56024 | 1.5mm六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56025 | 1.5mm六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56026 | 1.5mm六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56027 | 窄直型加压钢板，4.5mm       | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                                             | 产品型号                                                              | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC56028 | 宽直型加压钢板，4.5mm         | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56029 | 宽直型加压钢板，4.5mm         | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56030 | 直型加压钢板，3.5mm          | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56031 | 直型加压钢板，3.5mm          | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56032 | 3.5mm小六角形槽盆骨皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56033 | 3.5mm小六角形槽盆骨皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56034 | 3.5mm小六角形槽盆骨皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56035 | 3.5mm小六角形槽盆骨皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56036 | 3.5mm小六角形槽盆骨皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56037 | 3.5mm小六角形槽盆骨皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56038 | 3.5mm小六角形槽盆骨皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56039 | 3.5mm小六角形槽盆骨皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                                             | 产品型号                                                              | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC56040 | 3.5mm小六角形槽盆骨皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56041 | 3.5mm小六角形槽盆骨皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56042 | 3.5mm小六角形槽盆骨皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56043 | 3.5mm小六角形槽盆骨皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56044 | 3.5mm小六角形槽盆骨皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56045 | 3.5mm小六角形槽盆骨皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56046 | 3.5mm小六角形槽盆骨皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56047 | 3.5mm小六角形槽盆骨皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56048 | 2.0mm六角形槽皮质骨螺钉，自攻型    | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56049 | 2.0mm六角形槽皮质骨螺钉，自攻型    | 星型内角锁定螺钉，直径4.0mm. 长18mm—80mm，用于交锁髓内钉，钛合金，深蓝，消毒包装 | 04.005.408S\$04.005.410S\$04.005.412S\$04.005.414S\$04.005.416S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56050 | 2.0mm六角形槽皮质骨螺钉，自攻型    | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿     | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56051 | 2.0mm六角形槽皮质骨螺钉，自攻型    | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿     | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                   | 产品规格                                                | 产品型号                                                                      | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC56052 | 2.0mm六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56053 | 2.0mm六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56054 | 2.0mm六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56055 | 2.0mm六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56056 | 2.0mm六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56057 | 2.0mm六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56058 | 2.0mm六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56059 | 2.0mm六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56060 | 2.0mm六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56061 | 2.0mm六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56062 | 2.0mm六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56063 | 2.0mm六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                     | 产品规格                                                | 产品型号                                                                      | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC56064 | 2.0mm六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型   | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56065 | 2.0mm十字形槽皮质骨螺钉，<br>非自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56066 | 2.0mm十字形槽皮质骨螺钉，<br>非自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56067 | 2.0mm十字形槽皮质骨螺钉，<br>非自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56068 | 2.0mm十字形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型   | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56069 | 2.0mm十字形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型   | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56070 | 2.0mm十字形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型   | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56071 | 2.0mm十字形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型   | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56072 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺<br>钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56073 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺<br>钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56074 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺<br>钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56075 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺<br>钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.<br>长26mm—100mm，用于交锁髓内<br>钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.51<br>8\$04.005.520\$04.005.<br>522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                 | 产品规格                                         | 产品型号                                                              | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC56076 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56077 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56078 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56079 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56080 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56081 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56082 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56083 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56084 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56085 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56086 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56087 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿 | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                 | 产品规格                                              | 产品型号                                                              | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC56088 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿      | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56089 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿      | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56090 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿      | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56091 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿      | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56092 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿      | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56093 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿      | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56094 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿      | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56095 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿      | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56096 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿      | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56097 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿      | 04.005.516\$04.005.518\$04.005.520\$04.005.522\$04.005.524\$04.00 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56098 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56099 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm. 长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |



| 流水号     | 产品名称                 | 产品规格                                             | 产品型号                                                              | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC56100 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56101 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56102 | 2.7mm小六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56103 | 3.5mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56104 | 3.5mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56105 | 3.5mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56106 | 3.5mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56107 | 3.5mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56108 | 3.5mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56109 | 3.5mm小六角形槽皮质骨螺钉，非自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56110 | 3.5mm小六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56111 | 3.5mm小六角形槽皮质骨螺钉，自攻型  | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                | 产品规格                                             | 产品型号                                                              | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|---------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC56112 | 3.5mm小六角形槽皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56113 | 3.5mm小六角形槽皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56114 | 3.5mm小六角形槽皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56115 | 3.5mm小六角形槽皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56116 | 3.5mm小六角形槽皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56117 | 4.0小六角形槽松质骨螺丝，全螺纹   | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56118 | 4.0小六角形槽松质骨螺丝，全螺纹   | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56119 | 4.0小六角形槽松质骨螺丝，全螺纹   | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56120 | 4.0小六角形槽松质骨螺丝，全螺纹   | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56121 | 4.0小六角形槽松质骨螺丝，全螺纹   | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56122 | 4.0小六角形槽松质骨螺丝，全螺纹   | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56123 | 4.0小六角形槽松质骨螺丝，全螺纹   | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装 | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                               | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC56124 | 4.0小六角形槽松质骨螺丝，全螺纹 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装                                              | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$  | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56125 | 4.5大六角形槽皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装                                              | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$  | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56126 | 4.5大六角形槽皮质骨螺钉，自攻型 | 星型内角锁定螺钉，直径5.0mm.长26mm—100mm，用于交锁髓内钉，钛合金，淡绿，消毒包装                                              | 04.005.516S\$04.005.518S\$04.005.520S\$04.005.522S\$04.005.524S\$  | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56127 | 4.5大六角形槽皮质骨螺钉，自攻型 | 非灭菌:71826014\$非灭菌:71826016\$非灭菌:71826018\$非灭菌:71826020\$非灭菌:                                  | 71826014\$71826016\$71826018\$71826020\$71826022\$71826024\$718260 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56128 | 4.5大六角形槽皮质骨螺钉，自攻型 | 非灭菌:71826014\$非灭菌:71826016\$非灭菌:71826018\$非灭菌:71826020\$非灭菌:                                  | 71826014\$71826016\$71826018\$71826020\$71826022\$71826024\$718260 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56129 | 4.5大六角形槽皮质骨螺钉，自攻型 | 非灭菌:71826014\$非灭菌:71826016\$非灭菌:71826018\$非灭菌:71826020\$非灭菌:                                  | 71826014\$71826016\$71826018\$71826020\$71826022\$71826024\$718260 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56130 | 4.5大六角形槽皮质骨螺钉，自攻型 | 非灭菌71828150\$非灭菌:71828155\$非灭菌:71828160\$非灭菌:71828165\$非灭菌:                                   | 71828150\$71828155\$71828160\$71828165\$71828170\$71828175\$718281 | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56131 | 4.5大六角形槽皮质骨螺钉，自攻型 | 4.5*14mm\$4.5*16mm\$4.5*18mm\$4.5*20mm\$4.5*22mm\$4.5*24mm\$4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5*30mm\$4.5 | 00484501401\$00484501601\$00484501801\$                            | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56132 | 4.5大六角形槽皮质骨螺钉，自攻型 | 4.5*14mm\$4.5*16mm\$4.5*18mm\$4.5*20mm\$4.5*22mm\$4.5*24mm\$4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5*30mm\$4.5 | 00484501401\$00484501601\$00484501801\$                            | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56133 | 4.5大六角形槽皮质骨螺钉，自攻型 | 4.5*14mm\$4.5*16mm\$4.5*18mm\$4.5*20mm\$4.5*22mm\$4.5*24mm\$4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5*30mm\$4.5 | 00484501401\$00484501601\$00484501801\$                            | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56134 | 4.5大六角形槽皮质骨螺钉，自攻型 | 4.5*14mm\$4.5*16mm\$4.5*18mm\$4.5*20mm\$4.5*22mm\$4.5*24mm\$4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5*30mm\$4.5 | 00484501401\$00484501601\$00484501801\$                            | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56135 | 4.5大六角形槽皮质骨螺钉，自攻型 | 4.5*14mm\$4.5*16mm\$4.5*18mm\$4.5*20mm\$4.5*22mm\$4.5*24mm\$4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5*30mm\$4.5 | 00484501401\$00484501601\$00484501801\$                            | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                            | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC56136 | 4.5大六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型 | 4.5*14mm\$4.5*16mm\$4.5*18mm\$4.5*20mm\$4.5*22mm\$4.5*24mm\$4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5*30mm\$4.5 | 00484501401\$<br>00484501601\$<br>00484501801\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56137 | 4.5大六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型 | 4.5*14mm\$4.5*16mm\$4.5*18mm\$4.5*20mm\$4.5*22mm\$4.5*24mm\$4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5*30mm\$4.5 | 00484501401\$<br>00484501601\$<br>00484501801\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56138 | 4.5大六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型 | 4.5*14mm\$4.5*16mm\$4.5*18mm\$4.5*20mm\$4.5*22mm\$4.5*24mm\$4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5*30mm\$4.5 | 00484501401\$<br>00484501601\$<br>00484501801\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56139 | 4.5大六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型 | 4.5*14mm\$4.5*16mm\$4.5*18mm\$4.5*20mm\$4.5*22mm\$4.5*24mm\$4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5*30mm\$4.5 | 00484501401\$<br>00484501601\$<br>00484501801\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56140 | 4.5大六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型 | 4.5*14mm\$4.5*16mm\$4.5*18mm\$4.5*20mm\$4.5*22mm\$4.5*24mm\$4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5*30mm\$4.5 | 00484501401\$<br>00484501601\$<br>00484501801\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56141 | 4.5大六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型 | 4.5*14mm\$4.5*16mm\$4.5*18mm\$4.5*20mm\$4.5*22mm\$4.5*24mm\$4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5*30mm\$4.5 | 00484501401\$<br>00484501601\$<br>00484501801\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56142 | 4.5大六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型 | 4.5*14mm\$4.5*16mm\$4.5*18mm\$4.5*20mm\$4.5*22mm\$4.5*24mm\$4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5*30mm\$4.5 | 00484501401\$<br>00484501601\$<br>00484501801\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56143 | 4.5大六角形槽皮质骨螺钉，<br>自攻型 | 4.5*14mm\$4.5*16mm\$4.5*18mm\$4.5*20mm\$4.5*22mm\$4.5*24mm\$4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5*30mm\$4.5 | 00484501401\$<br>00484501601\$<br>00484501801\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56144 | 4.5大六角形槽杆部皮质骨螺钉，非自攻型  | 4.5*22mm\$4.5*24mm\$4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5*30mm\$4.5*32mm\$4.5*34mm\$4.5*36mm\$4.5*38mm\$4.5 | 00484502204\$<br>00484502404\$<br>00484502604\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56145 | 4.5大六角形槽杆部皮质骨螺钉，非自攻型  | 4.5*22mm\$4.5*24mm\$4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5*30mm\$4.5*32mm\$4.5*34mm\$4.5*36mm\$4.5*38mm\$4.5 | 00484502204\$<br>00484502404\$<br>00484502604\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56146 | 6.5大六角形槽松质骨螺钉，<br>全螺纹 | 6.5*25mm\$6.5*30mm\$6.5*35mm\$6.5*40mm\$6.5*45mm\$6.5*50mm\$6.5*55mm\$6.5*60mm\$6.5*65mm\$6.5 | 00486502000\$<br>00486502500\$<br>00486503000\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56147 | 6.5大六角形槽松质骨螺钉，<br>全螺纹 | 6.5*25mm\$6.5*30mm\$6.5*35mm\$6.5*40mm\$6.5*45mm\$6.5*50mm\$6.5*55mm\$6.5*60mm\$6.5*65mm\$6.5 | 00486502000\$<br>00486502500\$<br>00486503000\$ | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                     | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                         | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC56148 | 6.5大六角形槽松质骨螺钉，<br>16mm螺纹 | 6.5*30mm\$6.5*35mm\$6.5*40mm\$6.5*45mm\$6.5*50mm\$6.5*55mm\$6.5*60mm\$6.5*65mm\$6.5*70mm\$6.5 | 00486503001\$<br>00486503501\$<br>00486504001\$              | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56149 | 6.5大六角形槽松质骨螺钉，<br>16mm螺纹 | 6.5*30mm\$6.5*35mm\$6.5*40mm\$6.5*45mm\$6.5*50mm\$6.5*55mm\$6.5*60mm\$6.5*65mm\$6.5*70mm\$6.5 | 00486503001\$<br>00486503501\$<br>00486504001\$              | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56150 | 6.5大六角形槽松质骨螺钉，<br>16mm螺纹 | 6.5*30mm\$6.5*35mm\$6.5*40mm\$6.5*45mm\$6.5*50mm\$6.5*55mm\$6.5*60mm\$6.5*65mm\$6.5*70mm\$6.5 | 00486503001\$<br>00486503501\$<br>00486504001\$              | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56151 | 6.5大六角形槽松质骨螺钉，<br>16mm螺纹 | 6.5*30mm\$6.5*35mm\$6.5*40mm\$6.5*45mm\$6.5*50mm\$6.5*55mm\$6.5*60mm\$6.5*65mm\$6.5*70mm\$6.5 | 00486503001\$<br>00486503501\$<br>00486504001\$              | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56152 | 6.5大六角形槽松质骨螺钉，<br>16mm螺纹 | 6.5*30mm\$6.5*35mm\$6.5*40mm\$6.5*45mm\$6.5*50mm\$6.5*55mm\$6.5*60mm\$6.5*65mm\$6.5*70mm\$6.5 | 00486503001\$<br>00486503501\$<br>00486504001\$              | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56153 | 6.5大六角形槽松质骨螺钉，<br>16mm螺纹 | 6.5*30mm\$6.5*35mm\$6.5*40mm\$6.5*45mm\$6.5*50mm\$6.5*55mm\$6.5*60mm\$6.5*65mm\$6.5*70mm\$6.5 | 00486503001\$<br>00486503501\$<br>00486504001\$              | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56154 | 6.5大六角形槽松质骨螺钉，<br>16mm螺纹 | 6.5*30mm\$6.5*35mm\$6.5*40mm\$6.5*45mm\$6.5*50mm\$6.5*55mm\$6.5*60mm\$6.5*65mm\$6.5*70mm\$6.5 | 00486503001\$<br>00486503501\$<br>00486504001\$              | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56155 | 6.5大六角形槽松质骨螺钉，<br>32mm螺纹 | 6.5*45mm\$6.5*50mm\$6.5*55mm\$6.5*60mm\$6.5*65mm\$6.5*70mm\$6.5*75mm\$6.5*80mm\$6.5*85mm\$6.5 | 00486504502\$<br>00486505002\$<br>00486505502\$              | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56156 | 6.5大六角形槽松质骨螺钉，<br>32mm螺纹 | 6.5*45mm\$6.5*50mm\$6.5*55mm\$6.5*60mm\$6.5*65mm\$6.5*70mm\$6.5*75mm\$6.5*80mm\$6.5*85mm\$6.5 | 00486504502\$<br>00486505002\$<br>00486505502\$              | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56157 | 直型重建钢板，2.7mm             | 10孔\$12孔                                                                                      | 1179-013-10\$ 1179-013-12                                    | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56158 | 直型重建钢板，4.5mm             | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔                                                               | 1179-07-08\$ 1179-07-09\$ 1179-07-10\$ 1179-07-11\$ 1179-07- | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| JC56159 | 4.0小六角形槽松质骨螺丝，<br>部分螺纹   | 4.0*10mm\$4.0*12mm\$4.0*14mm\$4.0*16mm\$4.0*18mm\$4.0*20mm\$4.0*22mm\$4.0*24mm\$4.0*26mm\$4.0 | 4840-10-01\$ 4840-12-01\$ 00484001001\$ 00484001201\$        | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                     | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                              | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC56160 | 4.0小六角形槽松质骨螺丝，<br>部分螺纹   | 4.0*10mm\$4.0*12mm\$4.0*14mm\$4.0*16mm\$4.0*18mm\$4.0*20mm\$4.0*22mm\$4.0*24mm\$4.0*26mm\$4.0 | 4840-10-01\$ 4840-12-01\$ 00484001001\$ 00484001201\$             | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）   |      |
| JC56161 | 4.0小六角形槽松质骨螺丝，<br>部分螺纹   | 4.0*10mm\$4.0*12mm\$4.0*14mm\$4.0*16mm\$4.0*18mm\$4.0*20mm\$4.0*22mm\$4.0*24mm\$4.0*26mm\$4.0 | 4840-10-01\$ 4840-12-01\$ 00484001001\$ 00484001201\$             | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）   |      |
| JC56162 | 4.0小六角形槽松质骨螺丝，<br>部分螺纹   | 4.0*10mm\$4.0*12mm\$4.0*14mm\$4.0*16mm\$4.0*18mm\$4.0*20mm\$4.0*22mm\$4.0*24mm\$4.0*26mm\$4.0 | 4840-10-01\$ 4840-12-01\$ 00484001001\$ 00484001201\$             | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）   |      |
| JC56163 | 4.0小六角形槽松质骨螺丝，<br>部分螺纹   | 4.0*10mm\$4.0*12mm\$4.0*14mm\$4.0*16mm\$4.0*18mm\$4.0*20mm\$4.0*22mm\$4.0*24mm\$4.0*26mm\$4.0 | 4840-10-01\$ 4840-12-01\$ 00484001001\$ 00484001201\$             | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）   |      |
| JC56164 | 4.0小六角形槽松质骨螺丝，<br>部分螺纹   | 4.0*10mm\$4.0*12mm\$4.0*14mm\$4.0*16mm\$4.0*18mm\$4.0*20mm\$4.0*22mm\$4.0*24mm\$4.0*26mm\$4.0 | 4840-10-01\$ 4840-12-01\$ 00484001001\$ 00484001201\$             | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）   |      |
| JC56165 | 直型加压钢板，3.5mm             | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$12孔\$14孔                                                 | 4935-02\$ 4935-03\$ 4935-04\$ 4935-05\$ 4935-06\$ 4935-07\$       | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）   |      |
| JC56166 | 宽直型加压钢板，4.5mm            | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$12孔\$14孔                                                             | 4945-05-01\$ 4945-06-01\$ 4945-07-01\$ 4945-08-01\$ 4945-09-      | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司）   |      |
| JC56310 | LCP小儿髌部接骨板 3.5mm         | \$LCP小儿 髌部接骨板 3.5 100° L75 w / 18.5 \$LCP小儿 髌部接骨板 3.5 110° L75 w /                            | 02.108.310\$ 02.108.311\$ 02.108.313\$                            | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC56311 | LCP小儿髌部接骨板 3.5<br>（无菌包装） | \$LCP小儿 髌部接骨板 3.5 100° L75 w / 18.5 \$LCP小儿 髌部接骨板 3.5 110° L75 w /                            | 02.108.310S\$ 02.108.311S\$ 02.108.313S\$                         | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC56312 | LCP小儿髌部接骨板 5.0mm         | \$LCP小儿 髌部接骨板 5 100° L90 w / 22.5 \$LCP小儿 髌部接骨板 5 110° L90 w / 22.5                           | 02.108.320\$ 02.108.321\$ 02.108.323\$                            | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC56313 | LCP小儿髌部接骨板 5.0<br>（无菌包装） | \$LCP小儿 髌部接骨板 5 100° L90 w / 22.5 \$LCP小儿 髌部接骨板 5 110° L90 w / 22.5                           | 02.108.320S\$ 02.108.321S\$ 02.108.323S\$                         | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC56328 | 钛合金空心钉                   | 4.0\$6.5\$7.0                                                                                 | 71101022\$ 71101024\$ 71101026\$ 71101028\$ 71101030\$ 71101032\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                 | 产品规格                                                                           | 产品型号                                                              | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC56329 | 空心钉垫片                | 71101000\$71102000                                                             | 71101000\$ 71102000                                               | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56330 | 骨针                   | 71161010\$71161012\$71161016\$71161020\$71161008\$71161066\$71163008\$71163006 | 71161010\$ 71161012\$ 71161016\$ 71161020\$ 71161008\$ 71161066\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56331 | 骨针                   | 71161010\$71161012\$71161016\$71161020\$71161008\$71161066\$71163008\$71163006 | 71161010\$ 71161012\$ 71161016\$ 71161020\$ 71161008\$ 71161066\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56332 | 骨针                   | 71173361\$71173381\$71173300                                                   | 71173361\$ 71173381\$ 71173300                                    | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56333 | 骨针                   | 71173361\$71173381\$71173300                                                   | 71173361\$ 71173381\$ 71173300                                    | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56334 | 3.5mm 锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） | \$718 05010 3.5mm 锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） 10mm \$718 05012 3.5mm 锁定自攻皮质骨螺               | \$718 05010 3.5mm 锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） 10mm \$718                       | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56335 | 3.5mm 锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） | \$718 05010 3.5mm 锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） 10mm \$718 05012 3.5mm 锁定自攻皮质骨螺               | \$718 05010 3.5mm 锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） 10mm \$718                       | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56336 | 3.5mm 锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） | \$718 05065 3.5mm 锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） 65mm \$718 05070 3.5mm 锁定自攻皮质骨螺               | \$718 05065 3.5mm 锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） 65mm \$718                       | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56337 | 3.5mm 锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） | \$718 05065 3.5mm 锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） 65mm \$718 05070 3.5mm 锁定自攻皮质骨螺               | \$718 05065 3.5mm 锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） 65mm \$718                       | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56338 | 4.5mm 锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） | \$718 07010 4.5mm 钝钉尖锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） 10mm \$718 07012 4.5mm 钝钉尖                 | \$718 07010 4.5mm 钝钉尖锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） 10mm                          | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56339 | 4.5mm 锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） | \$718 07010 4.5mm 钝钉尖锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） 10mm \$718 07012 4.5mm 钝钉尖                 | \$718 07010 4.5mm 钝钉尖锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） 10mm                          | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56340 | 4.5mm 锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） | \$718 07010 4.5mm 钝钉尖锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） 10mm \$718 07012 4.5mm 钝钉尖                 | \$718 07010 4.5mm 钝钉尖锁定自攻皮质骨螺钉（灭菌装） 10mm                          | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                              | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC56341 | 5.7mm 空心锁定螺钉（灭菌装） | \$718 08020 5.7mm 空心锁定螺钉（灭菌装） 20mm \$718 08025 5.7mm 空心锁定螺钉（灭菌装）                              | \$718 08020 5.7mm 空心锁定螺钉（灭菌装） 20mm \$718 08025                    | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56342 | 3.5 mm 锁定自攻皮质骨螺钉  | 71825010\$71825012\$71825014\$71825016\$71825018\$71825020\$71825022\$71825024\$71825026\$718 | 71825010\$ 71825012\$ 71825014\$ 71825016\$ 71825018\$ 71825020\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56343 | 3.5 mm 锁定自攻皮质骨螺钉  | 71825010\$71825012\$71825014\$71825016\$71825018\$71825020\$71825022\$71825024\$71825026\$718 | 71825010\$ 71825012\$ 71825014\$ 71825016\$ 71825018\$ 71825020\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56344 | 3.5 mm 锁定自攻皮质骨螺钉  | 71825010\$71825012\$71825014\$71825016\$71825018\$71825020\$71825022\$71825024\$71825026\$718 | 71825010\$ 71825012\$ 71825014\$ 71825016\$ 71825018\$ 71825020\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56345 | 3.5 mm 锁定自攻皮质骨螺钉  | 71825010\$71825012\$71825014\$71825016\$71825018\$71825020\$71825022\$71825024\$71825026\$718 | 71825010\$ 71825012\$ 71825014\$ 71825016\$ 71825018\$ 71825020\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56346 | 4.5mm 锁定自攻皮质骨螺钉   | 71825010\$71825012\$71825014\$71825016\$71825018\$71825020\$71825022\$71825024\$71825026\$718 | 71825010\$ 71825012\$ 71825014\$ 71825016\$ 71825018\$ 71825020\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56347 | 5.7mm 空心锁定螺钉      | 71828020\$71828025\$71828030\$71828035\$71828040\$71828045\$71828050\$71828055\$71828060\$718 | 71828020\$ 71828025\$ 71828030\$ 71828035\$ 71828040\$ 71828045\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56350 | 2.7MM 自攻皮质骨锁定螺钉   | 71822310\$71822312\$71822314\$71822316\$71822318\$71822320\$71822322\$71822324\$71822326\$718 | 71822310\$ 71822312\$ 71822314\$ 71822316\$ 71822318\$ 71822320\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56351 | 2.7MM 自攻皮质骨锁定螺钉   | 71822310\$71822312\$71822314\$71822316\$71822318\$71822320\$71822322\$71822324\$71822326\$718 | 71822310\$ 71822312\$ 71822314\$ 71822316\$ 71822318\$ 71822320\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56353 | 2.5MM 自攻皮质骨锁定螺钉   | 71822410\$71822412\$71822414\$71822416\$71822418\$71822420\$71822422\$71822424\$71822426\$718 | 71822410\$ 71822412\$ 71822414\$ 71822416\$ 71822418\$ 71822420\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56354 | 2.5MM 自攻皮质骨锁定螺钉   | 71822410\$71822412\$71822414\$71822416\$71822418\$71822420\$71822422\$71822424\$71822426\$718 | 71822410\$ 71822412\$ 71822414\$ 71822416\$ 71822418\$ 71822420\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56355 | 2.5MM 自攻皮质骨锁定螺钉   | 71822410\$71822412\$71822414\$71822416\$71822418\$71822420\$71822422\$71822424\$71822426\$718 | 71822410\$ 71822412\$ 71822414\$ 71822416\$ 71822418\$ 71822420\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |



| 流水号     | 产品名称                       | 产品规格                                                                                             | 产品型号                                                              | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC56356 | 2.5MM 自攻皮质骨锁定螺钉            | 71822410\$71822412\$71822414\$71822416\$71822418\$71822420\$71822422\$71822424\$71822426\$718    | 71822410\$ 71822412\$ 71822414\$ 71822416\$ 71822418\$ 71822420\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56357 | CHS髌部拉力螺钉                  | 121101\$121102\$121103\$121104\$121105\$121106\$121107\$121108\$121109                           | 121101\$ 121102\$ 121103\$ 121104\$ 121105\$ 121106\$             | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56358 | CHS髌部加压尾钉                  | 121116\$121117                                                                                   | 121116\$ 121117                                                   | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56359 | CHS髌部加压尾钉                  | 121116\$121117                                                                                   | 121116\$ 121117                                                   | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56360 | CHS侧方钢板                    | 124126\$124127\$124130\$124131\$124132\$124136\$124137\$124140\$124141\$124142\$124146\$124151\$ | 124126\$ 124127\$ 124130\$ 124131\$ 124132\$ 124136\$             | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56361 | 髌钢板                        | 124173\$124174\$124175\$124182                                                                   | 124173\$ 124174\$ 124175\$ 124182                                 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56362 | 4.5皮质骨自攻螺钉                 | 71129226\$71129228\$71129230\$71129232\$71129234\$71129236\$71129238\$71129240\$71129242\$711    | 71129226\$ 71129228\$ 71129230\$ 71129232\$ 71129234\$ 71129236\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56363 | 4.5皮质骨自攻螺钉                 | 71129226\$71129228\$71129230\$71129232\$71129234\$71129236\$71129238\$71129240\$71129242\$711    | 71129226\$ 71129228\$ 71129230\$ 71129232\$ 71129234\$ 71129236\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56364 | 4.5mm 消毒包装股骨远端锁定钢板 19孔     | 71800019 4.5mm 消毒包装股骨远端锁定钢板 19孔 左 399mm\$71800119 4.5mm 消毒包                                      | 71800019 4.5mm 消毒包装股骨远端锁定钢板 19孔 左 399mm\$                         | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56365 | 3.5mm 消毒包装胫骨远端前外侧 / 内侧锁定钢板 | \$718 00604 3.5mm 消毒包装胫骨远端前外侧锁定钢板 4孔 左 72mm \$718 00704 3.5mm 消毒包                                | \$718 00604 3.5mm 消毒包装胫骨远端前外侧锁定钢板 4孔 左 72mm                       | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56367 | 肱骨远端内 / 后外侧锁定钢板            | 71802405\$71802407\$71802409\$71802411\$71802505\$71802507\$71802509\$71802511\$71801805\$718    | 71802405\$ 71802407\$ 71802409\$ 71802411\$ 71802505\$ 71802507\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC56368 | 肱骨远端内 / 后外侧锁定钢板            | 71802405\$71802407\$71802409\$71802411\$71802505\$71802507\$71802509\$71802511\$71801805\$718    | 71802405\$ 71802407\$ 71802409\$ 71802411\$ 71802505\$ 71802507\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                                         | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                                | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| JC56370 | 肱骨远端内 / 后外侧锁定钢板                              | 71802405\$71802407\$71802409\$71802411\$71802505\$71802507\$71802509\$71802511\$71801805\$718 | 71802405\$ 71802407\$ 71802409\$ 71802411\$ 71802505\$ 71802507\$   | 美国 Smith & Nephew, Inc.              |      |
| JC56373 | 锁骨锁定加压钢板                                     | 71803401\$71803402\$71803403\$71803404\$71803405\$71803406\$71803407\$71803409\$71803410      | 71803401\$ 71803402\$ 71803403\$ 71803404\$ 71803405\$ 71803406\$   | 美国 Smith & Nephew, Inc.              |      |
| JC56374 | 锁骨锁定加压钢板                                     | 71803401\$71803402\$71803403\$71803404\$71803405\$71803406\$71803407\$71803409\$71803410      | 71803401\$ 71803402\$ 71803403\$ 71803404\$ 71803405\$ 71803406\$   | 美国 Smith & Nephew, Inc.              |      |
| JC56375 | 锁骨内侧上 / 下方 / 外侧上方锁定钢板                        | \$718 03411 锁骨内侧上方锁定钢板 6孔 左 73mm \$718 03412 锁骨内侧上方锁定钢板 7孔 左                                  | \$718 03411 锁骨内侧上方锁定钢板 6孔 左 73mm \$718 03412 锁骨                     | 美国 Smith & Nephew, Inc.              |      |
| JC56376 | 锁骨内侧上 / 下方 / 外侧上方锁定钢板                        | \$718 03411 锁骨内侧上方锁定钢板 6孔 左 73mm \$718 03412 锁骨内侧上方锁定钢板 7孔 左                                  | \$718 03411 锁骨内侧上方锁定钢板 6孔 左 73mm \$718 03412 锁骨                     | 美国 Smith & Nephew, Inc.              |      |
| JC56377 | 3.5mm管状锁定接骨板 / 4.5mm锁定加压接骨板 / 3.5mm锁定加压接骨板 / | 71809004\$71809005\$71809006\$71809007\$71809008\$71809009\$71809010\$71809012\$71809304\$718 | \$718 09004 3.5mm管状锁定接骨板4孔, 57mm \$718 09005 3.5mm管状                | 美国 Smith & Nephew, Inc.              |      |
| JC56380 | 3.5 mm 胫骨远端内侧锁定钢板                            | 71820006\$71820008\$71820010\$71820013\$71820016\$71820106\$71820108\$71820110\$71820113\$718 | 71820006\$ 71820008\$ 71820010\$ 71820013\$ 71820016\$ 71820106\$   | 美国 Smith & Nephew, Inc.              |      |
| JC56381 | 3.5 mm 锁定管型钢板                                | 71829004\$71829006\$71829008\$71829010\$71809004\$71809006\$71809008\$71809010                | 71829004\$ 71829006\$ 71829008\$ 71829010\$ 71809004\$ 71809006\$   | 美国 Smith & Nephew, Inc.              |      |
| JC56390 | 颈椎前路钢板固定系统                                   | 3.5MM*11MM自钻螺钉<br>\$3.5MM*13MM自钻螺钉<br>\$3.5MM*15MM自钻螺钉                                        | 8792811\$8792813\$8792815\$8792817\$8792911\$8792913\$8792915\$8792 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC56391 | 颈椎前路钢板固定系统（商品名: Zephir）自钻螺钉                  | \$3.5MM*11MM自钻螺钉<br>\$3.5MM*13MM自钻螺钉<br>\$3.5MM*15MM自钻螺钉                                      | 8792811\$ 8792813\$ 8792815\$ 8792817\$ 8792911\$ 8792913\$         | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57045 | Helix-T 颈椎前路板三节段                             | 54mm\$56mm\$58mm\$60mm                                                                        | 7781354\$ 7781356\$ 7781358\$ 7781360                               | 美国NuVasive, Inc.:                    |      |
| JC57046 | Helix-T 颈椎前路板三节段                             | 54mm\$56mm\$58mm\$60mm                                                                        | 7781354\$ 7781356\$ 7781358\$ 7781360                               | 美国NuVasive, Inc.:                    |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                           | 产品型号                                                    | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC57047 | Helix-T 颈椎前路板三节段 | 54mm\$56mm\$58mm\$60mm                                         | 7781354\$ 7781356\$<br>7781358\$ 7781360                | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57048 | Helix-T 颈椎前路板三节段 | 54mm\$56mm\$58mm\$60mm                                         | 7781354\$ 7781356\$<br>7781358\$ 7781360                | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57049 | Helix-T 自钻固定角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*<br>15mm                         | 7732111\$ 7732113\$<br>7732115\$                        | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57050 | Helix-T 自钻固定角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*<br>15mm                         | 7732111\$ 7732113\$<br>7732115\$                        | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57051 | Helix-T 自钻固定角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*<br>15mm                         | 7732111\$ 7732113\$<br>7732115\$                        | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57052 | Helix-T 自攻可变角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*<br>15mm\$4.0mm*17mm\$4.0mm*19mm | 7733111\$ 7739213\$<br>7739215\$ 7733117\$<br>7733119\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57053 | Helix-T 自攻可变角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*<br>15mm\$4.0mm*17mm\$4.0mm*19mm | 7733111\$ 7739213\$<br>7739215\$ 7733117\$<br>7733119\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57054 | Helix-T 自攻可变角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*<br>15mm\$4.0mm*17mm\$4.0mm*19mm | 7733111\$ 7739213\$<br>7739215\$ 7733117\$<br>7733119\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57055 | Helix-T 自攻固定角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*<br>15mm\$4.0mm*17mm\$4.0mm*19mm | 7734111\$ 7734113\$<br>7734115\$ 7734117\$<br>7734119\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57056 | Helix-T 自攻固定角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*<br>15mm\$4.0mm*17mm\$4.0mm*19mm | 7734111\$ 7734113\$<br>7734115\$ 7734117\$<br>7734119\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57057 | Helix-T 自攻固定角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*<br>15mm\$4.0mm*17mm\$4.0mm*19mm | 7734111\$ 7734113\$<br>7734115\$ 7734117\$<br>7734119\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57058 | Helix-T 自钻可变角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*<br>15mm                         | 7739111\$ 7739113\$<br>7739115\$                        | 美国NuVasive, Inc.: |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                           | 产品型号                                                        | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC57059 | Helix-T 自钻可变角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*15mm             | 7739111\$ 7739113\$ 7739115\$                               | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57060 | Helix-T 自钻可变角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*15mm             | 7739111\$ 7739113\$ 7739115\$                               | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57061 | Helix-T 颈椎前路板一节段 | 20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm | 7781120\$ 7781122\$ 7781124\$ 7781126\$ 7781128\$ 7781130\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57062 | Helix-T 颈椎前路板一节段 | 20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm | 7781120\$ 7781122\$ 7781124\$ 7781126\$ 7781128\$ 7781130\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57063 | Helix-T 颈椎前路板一节段 | 20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm | 7781120\$ 7781122\$ 7781124\$ 7781126\$ 7781128\$ 7781130\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57064 | Helix-T 颈椎前路板一节段 | 20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm | 7781120\$ 7781122\$ 7781124\$ 7781126\$ 7781128\$ 7781130\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57065 | Helix-T 颈椎前路板二节段 | 20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm | 7781236\$ 7781238\$ 7781240\$ 7781242\$ 7781244\$ 7781246\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57066 | Helix-T 颈椎前路板二节段 | 20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm | 7781236\$ 7781238\$ 7781240\$ 7781242\$ 7781244\$ 7781246\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57067 | Helix-T 颈椎前路板二节段 | 20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm | 7781236\$ 7781238\$ 7781240\$ 7781242\$ 7781244\$ 7781246\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57068 | Helix-T 颈椎前路板二节段 | 20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm | 7781236\$ 7781238\$ 7781240\$ 7781242\$ 7781244\$ 7781246\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57069 | Helix-R 颈椎前路板一节段 | 20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm | 7800120\$ 7800122\$ 7800124\$ 7800126\$ 7800128\$ 7800130\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57070 | Helix-R 颈椎前路板一节段 | 20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm | 7800120\$ 7800122\$ 7800124\$ 7800126\$ 7800128\$ 7800130\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                       | 产品型号                                                              | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC57071 | Helix-R 颈椎前路板一节段 | 20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm             | 7800120\$ 7800122\$<br>7800124\$ 7800126\$<br>7800128\$ 7800130\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57072 | Helix-R 颈椎前路板一节段 | 20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm             | 7800120\$ 7800122\$<br>7800124\$ 7800126\$<br>7800128\$ 7800130\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57073 | Helix-R 颈椎前路板二节段 | 36mm\$38mm\$40mm\$42mm\$44mm\$46mm\$48mm\$50mm\$52mm\$54mm | 7800236\$ 7800238\$<br>7800240\$ 7800242\$<br>7800244\$ 7800246\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57074 | Helix-R 颈椎前路板二节段 | 36mm\$38mm\$40mm\$42mm\$44mm\$46mm\$48mm\$50mm\$52mm\$54mm | 7800236\$ 7800238\$<br>7800240\$ 7800242\$<br>7800244\$ 7800246\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57075 | Helix-R 颈椎前路板二节段 | 36mm\$38mm\$40mm\$42mm\$44mm\$46mm\$48mm\$50mm\$52mm\$54mm | 7800236\$ 7800238\$<br>7800240\$ 7800242\$<br>7800244\$ 7800246\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57076 | Helix-R 颈椎前路板二节段 | 36mm\$38mm\$40mm\$42mm\$44mm\$46mm\$48mm\$50mm\$52mm\$54mm | 7800236\$ 7800238\$<br>7800240\$ 7800242\$<br>7800244\$ 7800246\$ | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57077 | Helix-R 颈椎前路板三节段 | 62mm\$64mm\$66mm\$68mm                                     | 7800362\$ 7800364\$<br>7800366\$ 7800368\$                        | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57078 | Helix-R 颈椎前路板三节段 | 62mm\$64mm\$66mm\$68mm                                     | 7800362\$ 7800364\$<br>7800366\$ 7800368\$                        | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57079 | Helix-R 颈椎前路板三节段 | 62mm\$64mm\$66mm\$68mm                                     | 7800362\$ 7800364\$<br>7800366\$ 7800368\$                        | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57080 | Helix-R 颈椎前路板三节段 | 62mm\$64mm\$66mm\$68mm                                     | 7800362\$ 7800364\$<br>7800366\$ 7800368\$                        | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57081 | Helix-R 自钻可变角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*15mm                         | 7801111\$ 7801113\$<br>7801115\$                                  | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC57082 | Helix-R 自钻可变角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*15mm                         | 7801111\$ 7801113\$<br>7801115\$                                  | 美国NuVasive, Inc.: |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                              | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC57083 | Helix-R 自钻可变角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*15mm                                                             | 7801111\$ 7801113\$<br>7801115\$                                  | 美国NuVasive, Inc.:                                                                   |      |
| JC57084 | Helix-R 自钻固定角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*15mm                                                             | 7802211\$ 7802213\$<br>7802215\$                                  | 美国NuVasive, Inc.:                                                                   |      |
| JC57085 | Helix-R 自钻固定角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*15mm                                                             | 7802211\$ 7802213\$<br>7802215\$                                  | 美国NuVasive, Inc.:                                                                   |      |
| JC57086 | Helix-R 自钻固定角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*15mm                                                             | 7802211\$ 7802213\$<br>7802215\$                                  | 美国NuVasive, Inc.:                                                                   |      |
| JC57087 | Helix-R 自攻可变角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*15mm\$4.0mm*17mm\$4.0mm*19mm                                     | 7803111\$ 7803113\$<br>7803115\$ 7803117\$<br>7803119\$           | 美国NuVasive, Inc.:                                                                   |      |
| JC57088 | Helix-R 自攻可变角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*15mm\$4.0mm*17mm\$4.0mm*19mm                                     | 7803111\$ 7803113\$<br>7803115\$ 7803117\$<br>7803119\$           | 美国NuVasive, Inc.:                                                                   |      |
| JC57089 | Helix-R 自攻可变角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*15mm\$4.0mm*17mm\$4.0mm*19mm                                     | 7803111\$ 7803113\$<br>7803115\$ 7803117\$<br>7803119\$           | 美国NuVasive, Inc.:                                                                   |      |
| JC57090 | Helix-R 自攻固定角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*15mm\$4.0mm*17mm\$4.0mm*19mm\$4.5mm*11mm\$4.5mm*13mm\$4.5mm*15mm | 7804211\$ 7804213\$<br>7804215\$ 7804217\$<br>7804219\$ 7805111\$ | 美国NuVasive, Inc.:                                                                   |      |
| JC57091 | Helix-R 自攻固定角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*15mm\$4.0mm*17mm\$4.0mm*19mm\$4.5mm*11mm\$4.5mm*13mm\$4.5mm*15mm | 7804211\$ 7804213\$<br>7804215\$ 7804217\$<br>7804219\$ 7805111\$ | 美国NuVasive, Inc.:                                                                   |      |
| JC57092 | Helix-R 自攻固定角度螺钉 | 4.0mm*11mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*15mm\$4.0mm*17mm\$4.0mm*19mm\$4.5mm*11mm\$4.5mm*13mm\$4.5mm*15mm | 7804211\$ 7804213\$<br>7804215\$ 7804217\$<br>7804219\$ 7805111\$ | 美国NuVasive, Inc.:                                                                   |      |
| JC57093 | 植入内固定针           | 316-0003\$316-0119\$316-0133\$316-0107\$321-0122                                               | 316-0003\$ 316-0119\$<br>316-0133\$ 316-0107\$<br>321-0122        | 美国OsteoMed L.P.                                                                     |      |
| JC57272 | 尺骨尾帽             | 5mm                                                                                            | 250000001                                                         | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称        | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|-------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC57273 | GM尾钉（不锈钢）   | 10mm | 254400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57274 | GM尾钉（不锈钢）   | 10mm | 254400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57275 | GM尾钉（不锈钢）   | 10mm | 254400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57276 | GM尾钉（不锈钢）   | 10mm | 254400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57277 | GM尾钉（不锈钢）   | 10mm | 254400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57278 | GM尾钉（不锈钢）   | 10mm | 254400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57279 | GM尾钉（不锈钢）   | 10mm | 254400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57280 | 防旋加压顶丝（不锈钢） | 8mm  | 254450001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57281 | 胫骨尾钉（不锈钢）   | 8mm  | 257400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57282 | 胫骨尾钉（不锈钢）   | 8mm  | 257400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57283 | 胫骨尾钉（不锈钢）   | 8mm  | 257400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57284 | 胫骨尾钉（钛合金）   | 8mm  | 297400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|-----------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC57285 | 胫骨尾钉（钛合金） | 8mm  | 297400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57286 | 胫骨尾钉（钛合金） | 8mm  | 297400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57287 | 胫骨尾钉（钛合金） | 8mm  | 297400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57288 | GM尾钉（钛合金） | 10mm | 394400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57289 | GM尾钉（钛合金） | 10mm | 394400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57290 | GM尾钉（钛合金） | 10mm | 394400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57291 | GM尾钉（钛合金） | 10mm | 394400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57292 | GM尾钉（钛合金） | 10mm | 394400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57293 | GM尾钉（钛合金） | 10mm | 394400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57294 | GM尾钉（钛合金） | 10mm | 394400001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57295 | 防旋加压顶丝    | 8mm  | 394450001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57296 | 防旋加压顶丝    | 8mm  | 394450001 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |



| 流水号     | 产品名称        | 产品规格                                                                | 产品型号                                      | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC57297 | 防旋加压顶丝      | 8mm                                                                 | 394450001                                 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57298 | 防旋加压顶丝      | 8mm                                                                 | 394450001                                 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57299 | 防旋加压顶丝      | 8mm                                                                 | 394450001                                 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57300 | 股骨尾钉 (钛合金)  | 8mm                                                                 | 928700001                                 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57301 | 股骨尾钉 (钛合金)  | 8mm                                                                 | 928700001                                 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57302 | 股骨尾钉 (钛合金)  | 8mm                                                                 | 928700001                                 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57303 | 股骨尾钉 (不锈钢)  | 8mm                                                                 | 938700008                                 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57304 | 股骨尾钉 (不锈钢)  | 8mm                                                                 | 938700008                                 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57305 | 股骨尾钉 (不锈钢)  | 8mm                                                                 | 938700008                                 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57306 | 3.8锁钉 (不锈钢) | 3.8* (28-52) mm; 28mm-52mm长度间隔为2mm; 3.8* (35-45) mm; 35mm-45mm长度间隔为 | 224038028\$<br>224038030\$<br>224038032\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57307 | 3.8锁钉 (不锈钢) | 3.8* (28-52) mm; 28mm-52mm长度间隔为2mm; 3.8* (35-45) mm; 35mm-45mm长度间隔为 | 224038028\$<br>224038030\$<br>224038032\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57308 | 3.8锁钉 (不锈钢) | 3.8* (28-52) mm; 28mm-52mm长度间隔为2mm; 3.8* (35-45) mm; 35mm-45mm长度间隔为 | 224038028\$<br>224038030\$<br>224038032\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                      | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC57309 | 6.5拉力钉（不锈钢）    | 6.5*60mm\$6.5*65mm\$6.5*70mm\$6.5*75mm\$6.5*80mm\$6.5*85mm\$6.5*90mm\$6.5*95mm\$6.5*100mm\$6. | 224065060\$<br>224065065\$<br>224065070\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57310 | 6.5拉力钉（不锈钢）    | 6.5*60mm\$6.5*65mm\$6.5*70mm\$6.5*75mm\$6.5*80mm\$6.5*85mm\$6.5*90mm\$6.5*95mm\$6.5*100mm\$6. | 224065060\$<br>224065065\$<br>224065070\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57311 | 6.5拉力钉（不锈钢）    | 6.5*60mm\$6.5*65mm\$6.5*70mm\$6.5*75mm\$6.5*80mm\$6.5*85mm\$6.5*90mm\$6.5*95mm\$6.5*100mm\$6. | 224065060\$<br>224065065\$<br>224065070\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57312 | 6.5拉力钉（不锈钢）    | 6.5*60mm\$6.5*65mm\$6.5*70mm\$6.5*75mm\$6.5*80mm\$6.5*85mm\$6.5*90mm\$6.5*95mm\$6.5*100mm\$6. | 224065060\$<br>224065065\$<br>224065070\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57313 | 6.5拉力钉（不锈钢）    | 6.5*60mm\$6.5*65mm\$6.5*70mm\$6.5*75mm\$6.5*80mm\$6.5*85mm\$6.5*90mm\$6.5*95mm\$6.5*100mm\$6. | 224065060\$<br>224065065\$<br>224065070\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57314 | 6.5空心小拉力钉（不锈钢） | 6.5*70中空2.2mm\$6.5*75中空2.2mm\$6.5*80中空2.2mm\$6.5*85中空2.2mm\$6.5*90中空                          | 224165070\$<br>224165075\$<br>224165080\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57315 | 尺骨交锁钉          | 7*200mm\$7*215mm\$7*230mm\$7*245mm\$7*260mm\$7*275mm\$7*290mm\$7*305mm                        | 250007200\$<br>250007215\$<br>250007230\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57316 | 肱骨倒打交锁钉（不锈钢）   | 6.5*180mm\$6.5*195*6.5*210\$6.5*225\$6.5*240\$6.5*255\$6.5*270\$6.5*285                       | 253065180\$<br>253065195\$<br>253065210\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57317 | 肱骨倒打交锁钉（不锈钢）   | 7*180mm\$7*195*7*210\$7*225\$7*240\$7*255\$7*270\$7*285                                       | 253070180\$<br>253070195\$<br>253070210\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57318 | 肱骨交锁钉（钢）       | 6.5*180mm\$6.5*195*6.5*210\$6.5*225\$6.5*240\$6.5*255\$6.5*270\$6.5*285\$6.5*300              | 253165180\$<br>253165195\$<br>253165210\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57319 | 肱骨交锁钉（钢）       | 7*180mm\$7*195*7*210\$7*225\$7*240\$7*255\$7*270\$7*285\$7*300                                | 253170180\$<br>253170195\$<br>253170210\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57320 | 肱骨交锁钉（钢）       | 8*180mm\$8*195*8*210\$8*225\$8*240\$8*255\$8*270\$8*285\$8*300                                | 253180180\$<br>253180195\$<br>253180210\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                    | 产品规格                                                                                                | 产品型号                                      | 生产企业                                                                                       | 挂网企业 |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC57321 | 第二代GM髓内钉                | 10mm*220mm 135° \$11mm*220mm<br>135° \$12mm*220mm 135°                                              | 254010135\$<br>254011135\$ 254012135      | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57322 | 加长GM2髓内钉                | 左 10*325; 135° \$左 10*340;<br>135\$左 10*355; 135\$左<br>10*370; 135\$左 10*385                        | 254110325\$<br>254110340\$<br>254110355\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57323 | 加长GM2髓内钉                | 左 11*325; 135° \$左 11*340;<br>135\$左 11*355; 135\$左<br>11*370; 135\$左 11*385                        | 254111325\$<br>254111340\$<br>254111355\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57324 | 加长GM2髓内钉                | 右 10*325; 135° \$右 10*340;<br>135\$右 10*355; 135\$右<br>10*370; 135\$右 10*385                        | 254210325\$<br>254210340\$<br>254210355\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57325 | 加长GM2髓内钉                | 右 11*325; 135° \$右 11*340;<br>135\$右 11*355; 135\$右<br>11*370; 135\$右 11*385                        | 254211325-254211385                       | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57326 | 9.0锁钉 (不锈钢)             | 9.0*75mm\$9.0*80mm\$9.0*85mm\$9<br>.0*90mm\$9.0*95mm\$9.0*100mm\$9<br>.0*105mm\$9.0*110mm9.0*115mm9 | 254325075\$<br>254325080\$<br>254325085\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57327 | 9.0锁钉 (不锈钢)             | 9.0*75mm\$9.0*80mm\$9.0*85mm\$9<br>.0*90mm\$9.0*95mm\$9.0*100mm\$9<br>.0*105mm\$9.0*110mm9.0*115mm9 | 254325075\$<br>254325080\$<br>254325085\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57328 | 9.0锁钉 (不锈钢)             | 9.0*75mm\$9.0*80mm\$9.0*85mm\$9<br>.0*90mm\$9.0*95mm\$9.0*100mm\$9<br>.0*105mm\$9.0*110mm9.0*115mm9 | 254325075\$<br>254325080\$<br>254325085\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57329 | 9.0锁钉 (不锈钢)             | 9.0*75mm\$9.0*80mm\$9.0*85mm\$9<br>.0*90mm\$9.0*95mm\$9.0*100mm\$9<br>.0*105mm\$9.0*110mm9.0*115mm9 | 254325075\$<br>254325080\$<br>254325085\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57330 | 9.0锁钉 (不锈钢)             | 9.0*75mm\$9.0*80mm\$9.0*85mm\$9<br>.0*90mm\$9.0*95mm\$9.0*100mm\$9<br>.0*105mm\$9.0*110mm9.0*115mm9 | 254325075\$<br>254325080\$<br>254325085\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57331 | 10.5拉力钉 (不锈钢)           | 10.5*75mm 加强型\$10.5*80mm<br>加强型\$10.5*85mm 加强型<br>\$10.5*90mm 加强型\$10.5*95mm                        | 254325075\$<br>254325080\$<br>254325085\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57332 | 第三代扭纹式股骨近端髓内<br>钉 (不锈钢) | 10mm*220 135° \$11mm*220<br>135° \$12mm*220 135°                                                    | 254510135\$<br>254511135\$ 254512135      | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |

| 流水号     | 产品名称        | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC57333 | 股骨倒打交锁钉     | 10*220mm\$10*260mm\$10*300mm\$10*340mm                                                        | 255010220\$<br>255010260\$<br>255010300\$ 255010340 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57334 | 股骨倒打交锁钉     | 11*220mm\$11*260mm\$11*300mm\$11*340mm                                                        | 255011220\$<br>255011260\$<br>255011300\$ 255011340 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57335 | 6.5螺栓       | 6.5*55mm\$6.5*60mm\$6.5*65mm\$6.5*70mm\$6.5*75mm\$6.5*80mm\$6.5*85mm\$6.5*90mm\$6.5*95mm\$6.5 | 255100055\$<br>255100060\$<br>255100065\$           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57336 | 胫骨髓内钉 (不锈钢) | 8*255mm\$8*270mm\$8*285mm\$8*300mm\$8*315mm\$8*330mm\$8*345mm\$8*360mm\$8*375mm\$8*390mm      | 257208255\$<br>257208270\$<br>257208285\$           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57337 | 胫骨髓内钉 (不锈钢) | 9*255mm\$9*270mm\$9*295mm\$9*300mm\$9*315mm\$9*330mm\$9*345mm\$9*360mm\$9*375mm\$9*390mm      | 257209255\$<br>257209270\$<br>257209285\$           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57338 | 胫骨髓内钉 (不锈钢) | 10*255mm\$10*270mm\$10*2105mm\$10*300mm\$10*315mm\$10*330mm\$10*345mm\$10*360mm\$10*375mm\$10 | 257210255\$<br>257210270\$<br>257210285\$           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57339 | 股骨交锁钉 (不锈钢) | 9*300mm\$9*320mm\$9*340mm\$9*360mm\$9*380mm\$9*400\$9*420mm\$9*440mm\$9*460mm\$9*480mm        | 257309300\$<br>257309320\$<br>257309340\$           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57340 | 股骨交锁钉 (不锈钢) | 10*300mm\$10*320mm\$10*340mm\$10*360mm\$10*380mm\$10*400\$10*420mm\$10*440mm\$10*460mm\$10*41 | 257310300\$<br>257310320\$<br>257310340\$           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57341 | 股骨交锁钉 (不锈钢) | 11*300mm\$11*320mm\$11*340mm\$11*360mm\$11*380mm\$11*400\$11*420mm\$11*440mm\$11*460mm\$11*48 | 257311300\$<br>257311320\$<br>257311340\$           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57342 | 3.8锁钉 (钛合金) | 3.8* (28-72) mm长度间隔为2mm; 3.8* (35-65) mm长度间隔为5mm 3.8* (76-80) mm长度                            | 264038028\$<br>264038030\$<br>264038032\$           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57343 | 3.8锁钉 (钛合金) | 3.8* (28-72) mm长度间隔为2mm; 3.8* (35-65) mm长度间隔为5mm 3.8* (76-80) mm长度                            | 264038028\$<br>264038030\$<br>264038032\$           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57344 | 3.8锁钉 (钛合金) | 3.8* (28-72) mm长度间隔为2mm; 3.8* (35-65) mm长度间隔为5mm 3.8* (76-80) mm长度                            | 264038028\$<br>264038030\$<br>264038032\$           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称         | 产品规格                                                                                         | 产品型号                                      | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC57345 | 6.5拉力钉（钛合金）  | 6.5*（60-100）/20mm；长度间隔为5mm； 6.5*（105-115）/32mm；长度间隔为5mm；                                     | 264065060\$<br>264065065\$<br>264065070\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57346 | 6.5拉力钉（钛合金）  | 6.5*（60-100）/20mm；长度间隔为5mm； 6.5*（105-115）/32mm；长度间隔为5mm；                                     | 264065060\$<br>264065065\$<br>264065070\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57347 | 6.5拉力钉（钛合金）  | 6.5*（60-100）/20mm；长度间隔为5mm； 6.5*（105-115）/32mm；长度间隔为5mm；                                     | 264065060\$<br>264065065\$<br>264065070\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57348 | 6.5拉力钉（钛合金）  | 6.5*（60-100）/20mm；长度间隔为5mm； 6.5*（105-115）/32mm；长度间隔为5mm；                                     | 264065060\$<br>264065065\$<br>264065070\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57349 | 6.5拉力钉（钛合金）  | 6.5*（60-100）/20mm；长度间隔为5mm； 6.5*（105-115）/32mm；长度间隔为5mm；                                     | 264065060\$<br>264065065\$<br>264065070\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57350 | 6.5拉力钉（钛合金）  | 6.5*（60-100）/20mm；长度间隔为5mm； 6.5*（105-115）/32mm；长度间隔为5mm；                                     | 264065060\$<br>264065065\$<br>264065070\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57351 | 6.5拉力钉（钛合金）  | 6.5*（60-100）/20mm；长度间隔为5mm； 6.5*（105-115）/32mm；长度间隔为5mm；                                     | 264065060\$<br>264065065\$<br>264065070\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57352 | 肱骨倒打交锁钉（钛合金） | 6.5*（180-285）mm                                                                              | 293065180\$<br>293065195\$<br>293065210\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57353 | 肱骨倒打交锁钉（钛合金） | 7*（180-285）mm                                                                                | 293070180\$<br>293070195\$<br>293070210\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57354 | 肱骨交锁钉（钛）     | 6.5*180mm\$6.5*195mm\$6.5*210mm\$6.5*225mm\$6.5*240mm\$6.5*255mm\$6.5*270mm\$6.5*285mm\$6.5* | 293165180\$<br>293165195\$<br>293165210\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57355 | 肱骨交锁钉（钛）     | 7*180mm\$7*195mm\$7*210mm\$7*225mm\$7*240mm\$7*255mm\$7*270mm\$7*285mm\$7*300mm              | 293170180\$<br>293170195\$<br>293170210\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57356 | 肱骨交锁钉（钛）     | 8*180mm\$8*195mm\$8*210mm\$8*225mm\$8*240mm\$8*255mm\$8*270mm\$8*285mm\$8*300mm              | 293180180\$<br>293180195\$<br>293180210\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                                                               | 产品型号                                                  | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC57357 | Spectrum系列专家级肱骨髓内钉 | 180*140\$180*160mm                                                                                 | 293218140\$ 293218160                                 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57358 | 胫骨髓内钉 (钛合金)        | 8*255mm<br>\$8*270mm\$8*285mm\$8*300mm\$8*315mm\$8*330mm\$8*345mm\$8*360mm                         | 297208255\$<br>297208270\$<br>297208285\$             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57359 | 胫骨髓内钉 (钛合金)        | 8*255mm<br>\$8*270mm\$8*285mm\$8*300mm\$8*315mm\$8*330mm\$8*345mm\$8*360mm                         | 297208255\$<br>297208270\$<br>297208285\$             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57360 | 胫骨髓内钉 (钛合金)        | 9*255mm<br>\$9*270mm\$9*285mm\$9*300mm\$9*315mm\$9*330mm\$9*345mm\$9*360mm                         | 297209255\$<br>297209270\$<br>297209285\$             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57361 | 胫骨髓内钉 (钛合金)        | 10*255mm<br>\$10*270mm\$10*285mm\$10*300mm\$10*315mm\$10*330mm\$10*345mm\$10*360mm                 | 297210255\$<br>297210270\$<br>297210285\$             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57362 | 股骨交锁钉 (钛合金)        | 9*300mm\$9*320mm\$9*340mm\$9*360mm\$9*380mm\$9*400mm\$9*420mm\$9*440mm\$9*460mm\$9*480mm           | 297309300\$<br>297309320\$<br>297309340\$             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57363 | 股骨交锁钉 (钛合金)        | 10*300mm\$10*320mm\$10*340mm\$10*360mm\$10*380mm\$10*400mm\$10*420mm\$10*440mm\$10*460mm\$10*480mm | 297310300\$<br>297310320\$<br>297310340\$             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57364 | 股骨交锁钉 (钛合金)        | 11*300mm\$11*320mm\$11*340mm\$11*360mm\$11*380mm\$11*400mm\$11*420mm\$11*440mm\$11*460mm\$11*480mm | 297311300\$<br>297311320\$<br>297311340\$             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57365 | 6.5空心钛拉力钉          | 6.5*70 中空2.2mm\$6.5*75 中空2.2mm\$6.5*80 中空2.2mm\$6.5*85 中空2.2mm                                     | 364165070\$<br>364165075\$<br>364165080\$             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57366 | 第二代F钉              | 10mm*220 135° \$11mm*220 135° \$12mm*220 135°                                                      | 394010135\$<br>394011135\$ 394012135\$                | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57367 | 加长GM2髓内钉           | 左 10*325mm 135° \$左 10*355mm 135° \$左 10*370mm 135° \$左 10*385mm 135°                              | 394110325\$<br>394110355\$<br>394110370\$ 394110385\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57368 | 加长GM2髓内钉           | 左 11*325mm 135° \$左 11*355mm 135° \$左 11*370mm 135° \$左 11*385mm 135°                              | 394111325\$<br>394111355\$394111370\$<br>394111385\$  | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                                                | 产品型号                                               | 生产企业                                                                                       | 挂网企业 |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC57369 | 加长GM2髓内钉      | 右 10*325mm 135° \$右<br>10*355mm 135° \$右 10*370mm<br>135° \$右 10*385mm 135°                         | 394210325\$<br>394210340\$<br>394210355\$          | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57370 | 加长GM2髓内钉      | 右 11*325mm 135° \$右<br>11*355mm 135° \$右 11*370mm<br>135° \$右 11*385mm 135°                         | 394211325\$<br>394211355\$394211370\$<br>394211385 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57371 | 9.0锁钉 (钛合金)   | 9.0*75mm\$9.0*80mm\$9.0*85mm\$9<br>.0*90mm\$9.0*95mm\$9.0*100mm\$9<br>.0*105mm\$9.0*110mm9.0*115mm9 | 394313075\$<br>394313080\$<br>394313085\$          | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57372 | 9.0锁钉 (钛合金)   | 9.0*75mm\$9.0*80mm\$9.0*85mm\$9<br>.0*90mm\$9.0*95mm\$9.0*100mm\$9<br>.0*105mm\$9.0*110mm9.0*115mm9 | 394313075\$<br>394313080\$<br>394313085\$          | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57373 | 9.0锁钉 (钛合金)   | 9.0*75mm\$9.0*80mm\$9.0*85mm\$9<br>.0*90mm\$9.0*95mm\$9.0*100mm\$9<br>.0*105mm\$9.0*110mm9.0*115mm9 | 394313075\$<br>394313080\$<br>394313085\$          | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57374 | 9.0锁钉 (钛合金)   | 9.0*75mm\$9.0*80mm\$9.0*85mm\$9<br>.0*90mm\$9.0*95mm\$9.0*100mm\$9<br>.0*105mm\$9.0*110mm9.0*115mm9 | 394313075\$<br>394313080\$<br>394313085\$          | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57375 | 9.0锁钉 (钛合金)   | 9.0*75mm\$9.0*80mm\$9.0*85mm\$9<br>.0*90mm\$9.0*95mm\$9.0*100mm\$9<br>.0*105mm\$9.0*110mm9.0*115mm9 | 394313075\$<br>394313080\$<br>394313085\$          | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57376 | 10.5拉力钉 (钛合金) | 010.5*75mm加强型\$10.5*80mm加<br>强型\$10.5*85mm加强型<br>\$10.5*90mm加强型\$10.5*95mm加                         | 394325075\$<br>394325080\$<br>394325085\$          | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57377 | 10.5拉力钉 (钛合金) | 010.5*75mm加强型\$10.5*80mm加<br>强型\$10.5*85mm加强型<br>\$10.5*90mm加强型\$10.5*95mm加                         | 394325075\$<br>394325080\$<br>394325085\$          | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57378 | 10.5拉力钉 (钛合金) | 010.5*75mm加强型\$10.5*80mm加<br>强型\$10.5*85mm加强型<br>\$10.5*90mm加强型\$10.5*95mm加                         | 394325075\$<br>394325080\$<br>394325085\$          | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57379 | 10.5拉力钉 (钛合金) | 010.5*75mm加强型\$10.5*80mm加<br>强型\$10.5*85mm加强型<br>\$10.5*90mm加强型\$10.5*95mm加                         | 394325075\$<br>394325080\$<br>394325085\$          | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |
| JC57380 | 10.5拉力钉 (钛合金) | 010.5*75mm加强型\$10.5*80mm加<br>强型\$10.5*85mm加强型<br>\$10.5*90mm加强型\$10.5*95mm加                         | 394325075\$<br>394325080\$<br>394325085\$          | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限<br>公司) |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                      | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC57381 | 第三代扭纹式股骨近端髓内钉（钛合金） | 10*220mm 125° 加强型<br>\$10*220mm 130° 加强型<br>\$10*220mm 135° 加强型                               | 394510125\$<br>394510130\$ 394510135      | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57382 | 第三代扭纹式股骨近端髓内钉（钛合金） | 11*220mm 125° 加强型<br>\$11*220mm 130° 加强型<br>\$11*220mm 135° 加强型                               | 394511125\$<br>394511130\$ 394511135      | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57383 | 加长型第三代扭纹式股骨近端髓内钉   | 左 10*280mm 135° 加强型\$左<br>10*295mm 135° 加强型\$左<br>10*310mm 135° 加强型\$左                        | 394610280\$<br>394610295\$<br>394610310\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57384 | 股骨倒打交锁钉            | 10*220mm\$10*260mm\$10*300mm\$10*340mm                                                        | 395010220\$<br>395010240\$<br>395010260\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57385 | 股骨倒打交锁钉            | 10*220mm\$10*260mm\$10*300mm\$10*340mm                                                        | 395011220\$<br>395011240\$<br>395011260\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57386 | 6.5螺栓（钛合金）         | 6.5*55mm\$6.5*60mm\$6.5*65mm\$6.5*70mm\$6.5*75mm\$6.5*80mm\$6.5*85mm\$6.5*90mm\$6.5*95mm\$6.5 | 395100055\$<br>395100060\$<br>395100065\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57387 | Spectrum系列股骨尾钉     | 5mm\$10mm\$15mm\$20mm\$25mm                                                                   | 398400002\$<br>398400003\$<br>398400004\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57388 | Spectrum系列股骨尾钉     | 5mm\$10mm\$15mm\$20mm\$25mm                                                                   | 398400002\$<br>398400003\$<br>398400004\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57389 | Spectrum系列专家级股骨髓内钉 | 10*220mm 120° 加强型<br>\$10*220mm 125° 加强型<br>\$10*220mm 130° 加强型                               | 398510125\$<br>398540130\$ 398510135      | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57390 | Spectrum系列专家级股骨髓内钉 | 11*220mm 120° 加强型<br>\$11*220mm 125° 加强型<br>\$11*220mm 130° 加强型                               | 398511125\$<br>398511130\$ 398511135      | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57391 | 3.8肱骨锁钉            | 3.8*10mm\$3.8*12mm\$3.8*14mm\$3.8*16mm\$3.8*18mm\$3.8*20mm\$3.8*22mm\$3.8*24mm\$3.8*26mm\$3.8 | 922138010\$<br>922138012\$<br>922138014\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57392 | 3.8肱骨锁钉            | 3.8*10mm\$3.8*12mm\$3.8*14mm\$3.8*16mm\$3.8*18mm\$3.8*20mm\$3.8*22mm\$3.8*24mm\$3.8*26mm\$3.8 | 922138010\$<br>922138012\$<br>922138014\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |



| 流水号     | 产品名称    | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                      | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC57393 | 3.8肋骨锁钉 | 3.8*10mm\$3.8*12mm\$3.8*14mm\$3.8*16mm\$3.8*18mm\$3.8*20mm\$3.8*22mm\$3.8*24mm\$3.8*26mm\$3.8 | 922138010\$<br>922138012\$<br>922138014\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57394 | 3.8肋骨锁钉 | 3.8*10mm\$3.8*12mm\$3.8*14mm\$3.8*16mm\$3.8*18mm\$3.8*20mm\$3.8*22mm\$3.8*24mm\$3.8*26mm\$3.8 | 922138010\$<br>922138012\$<br>922138014\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57395 | 3.8肋骨锁钉 | 3.8*10mm\$3.8*12mm\$3.8*14mm\$3.8*16mm\$3.8*18mm\$3.8*20mm\$3.8*22mm\$3.8*24mm\$3.8*26mm\$3.8 | 922138010\$<br>922138012\$<br>922138014\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57396 | 3.8肋骨锁钉 | 3.8*10mm\$3.8*12mm\$3.8*14mm\$3.8*16mm\$3.8*18mm\$3.8*20mm\$3.8*22mm\$3.8*24mm\$3.8*26mm\$3.8 | 922138010\$<br>922138012\$<br>922138014\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57397 | 4.8锁钉   | 4.8* (25-65) mm; 长度间隔10mm为一个规格; 4.8* (26-58) mm; 长度间隔2mm为一个规                                  | 922148025\$<br>922148035\$<br>922148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57398 | 4.8锁钉   | 4.8* (25-65) mm; 长度间隔10mm为一个规格; 4.8* (26-58) mm; 长度间隔2mm为一个规                                  | 922148025\$<br>922148035\$<br>922148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57399 | 4.8锁钉   | 4.8* (25-65) mm; 长度间隔10mm为一个规格; 4.8* (26-58) mm; 长度间隔2mm为一个规                                  | 922148025\$<br>922148035\$<br>922148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57400 | 4.8锁钉   | 4.8* (25-65) mm; 长度间隔10mm为一个规格; 4.8* (26-58) mm; 长度间隔2mm为一个规                                  | 922148025\$<br>922148035\$<br>922148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57401 | 4.8锁钉   | 4.8* (25-65) mm; 长度间隔10mm为一个规格; 4.8* (26-58) mm; 长度间隔2mm为一个规                                  | 922148025\$<br>922148035\$<br>922148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57402 | 4.8锁钉   | 4.8* (25-65) mm; 长度间隔10mm为一个规格; 4.8* (26-58) mm; 长度间隔2mm为一个规                                  | 922148025\$<br>922148035\$<br>922148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57403 | 4.8锁钉   | 4.8* (25-65) mm; 长度间隔10mm为一个规格; 4.8* (26-58) mm; 长度间隔2mm为一个规                                  | 922148025\$<br>922148035\$<br>922148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC57404 | 4.8锁钉   | 4.8* (25-65) mm; 长度间隔10mm为一个规格; 4.8* (26-58) mm; 长度间隔2mm为一个规                                  | 922148025\$<br>922148035\$<br>922148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                      | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC57405 | 4.8锁钉   | 4.8*（25-65）mm；长度间隔10mm为一个规格； 4.8*（26-58）mm；长度间隔2mm为一个规格                                       | 922148025\$<br>922148035\$<br>922148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57406 | 4.8锁钉   | 4.8*（25-65）mm；长度间隔10mm为一个规格； 4.8*（26-58）mm；长度间隔2mm为一个规格                                       | 922148025\$<br>922148035\$<br>922148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57407 | 4.8锁钉   | 4.8*（25-65）mm；长度间隔10mm为一个规格； 4.8*（26-58）mm；长度间隔2mm为一个规格                                       | 922148025\$<br>922148035\$<br>922148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57408 | 4.8锁钉   | 4.8*（25-65）mm；长度间隔10mm为一个规格； 4.8*（26-58）mm；长度间隔2mm为一个规格                                       | 922148025\$<br>922148035\$<br>922148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57409 | 4.8锁钉   | 4.8*（25-65）mm；长度间隔10mm为一个规格； 4.8*（26-58）mm；长度间隔2mm为一个规格                                       | 922148025\$<br>922148035\$<br>922148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57410 | 2.7锁钉   | 2.7*20mm\$2.7*22mm\$2.7*24mm\$2.7*26mm\$2.7*28mm\$2.7*30mm\$2.7*32mm\$2.7*34mm\$2.7*36mm      | 930527020\$<br>930527022\$<br>930527024\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57411 | 3.8肱骨锁钉 | 3.8*10mm\$3.8*12mm\$3.8*14mm\$3.8*16mm\$3.8*18mm\$3.8*20mm\$3.8*22mm\$3.8*24mm\$3.8*26mm\$3.8 | 932138010\$<br>932138012\$<br>932138014\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57412 | 3.8肱骨锁钉 | 3.8*10mm\$3.8*12mm\$3.8*14mm\$3.8*16mm\$3.8*18mm\$3.8*20mm\$3.8*22mm\$3.8*24mm\$3.8*26mm\$3.8 | 932138010\$<br>932138012\$<br>932138014\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57413 | 3.8肱骨锁钉 | 3.8*10mm\$3.8*12mm\$3.8*14mm\$3.8*16mm\$3.8*18mm\$3.8*20mm\$3.8*22mm\$3.8*24mm\$3.8*26mm\$3.8 | 932138010\$<br>932138012\$<br>932138014\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57414 | 3.8肱骨锁钉 | 3.8*10mm\$3.8*12mm\$3.8*14mm\$3.8*16mm\$3.8*18mm\$3.8*20mm\$3.8*22mm\$3.8*24mm\$3.8*26mm\$3.8 | 932138010\$<br>932138012\$<br>932138014\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57415 | 3.8肱骨锁钉 | 3.8*10mm\$3.8*12mm\$3.8*14mm\$3.8*16mm\$3.8*18mm\$3.8*20mm\$3.8*22mm\$3.8*24mm\$3.8*26mm\$3.8 | 932138010\$<br>932138012\$<br>932138014\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57416 | 3.8肱骨锁钉 | 3.8*10mm\$3.8*12mm\$3.8*14mm\$3.8*16mm\$3.8*18mm\$3.8*20mm\$3.8*22mm\$3.8*24mm\$3.8*26mm\$3.8 | 932138010\$<br>932138012\$<br>932138014\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称  | 产品规格                                                                   | 产品型号                                      | 生产企业                                                                               | 挂网企业 |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC57417 | 4.8锁钉 | 4.8*（25-75）mm间隔为10mm;<br>4.8*（26-72）mm 间隔为2mm<br>4.8*（80-100）mm 间隔为5mm | 932148025\$<br>932148035\$<br>932148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57418 | 4.8锁钉 | 4.8*（25-75）mm间隔为10mm;<br>4.8*（26-72）mm 间隔为2mm<br>4.8*（80-100）mm 间隔为5mm | 932148025\$<br>932148035\$<br>932148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57419 | 4.8锁钉 | 4.8*（25-75）mm间隔为10mm;<br>4.8*（26-72）mm 间隔为2mm<br>4.8*（80-100）mm 间隔为5mm | 932148025\$<br>932148035\$<br>932148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57420 | 4.8锁钉 | 4.8*（25-75）mm间隔为10mm;<br>4.8*（26-72）mm 间隔为2mm<br>4.8*（80-100）mm 间隔为5mm | 932148025\$<br>932148035\$<br>932148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57421 | 4.8锁钉 | 4.8*（25-75）mm间隔为10mm;<br>4.8*（26-72）mm 间隔为2mm<br>4.8*（80-100）mm 间隔为5mm | 932148025\$<br>932148035\$<br>932148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57422 | 4.8锁钉 | 4.8*（25-75）mm间隔为10mm;<br>4.8*（26-72）mm 间隔为2mm<br>4.8*（80-100）mm 间隔为5mm | 932148025\$<br>932148035\$<br>932148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57423 | 4.8锁钉 | 4.8*（25-75）mm间隔为10mm;<br>4.8*（26-72）mm 间隔为2mm<br>4.8*（80-100）mm 间隔为5mm | 932148025\$<br>932148035\$<br>932148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57424 | 4.8锁钉 | 4.8*（25-75）mm间隔为10mm;<br>4.8*（26-72）mm 间隔为2mm<br>4.8*（80-100）mm 间隔为5mm | 932148025\$<br>932148035\$<br>932148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57425 | 4.8锁钉 | 4.8*（25-75）mm间隔为10mm;<br>4.8*（26-72）mm 间隔为2mm<br>4.8*（80-100）mm 间隔为5mm | 932148025\$<br>932148035\$<br>932148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57426 | 4.8锁钉 | 4.8*（25-75）mm间隔为10mm;<br>4.8*（26-72）mm 间隔为2mm<br>4.8*（80-100）mm 间隔为5mm | 932148025\$<br>932148035\$<br>932148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57427 | 4.8锁钉 | 4.8*（25-75）mm间隔为10mm;<br>4.8*（26-72）mm 间隔为2mm<br>4.8*（80-100）mm 间隔为5mm | 932148025\$<br>932148035\$<br>932148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |
| JC57428 | 4.8锁钉 | 4.8*（25-75）mm间隔为10mm;<br>4.8*（26-72）mm 间隔为2mm<br>4.8*（80-100）mm 间隔为5mm | 932148025\$<br>932148035\$<br>932148045\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                     | 产品规格                                                                            | 产品型号                                                           | 生产企业                                                                                      | 挂网企业 |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC57429 | 4.8锁钉                    | 4.8*（25-75）mm间隔为10mm;<br>4.8*（26-72）mm 间隔为2mm<br>4.8*（80-100）mm 间隔为5mm          | 932148025\$<br>932148035\$<br>932148045\$                      | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC57431 | 中心型钛股骨髓内钉 尾帽             | 长度 0\$长度 5\$长度 10\$长度<br>15\$长度 20                                              | 99-T730000\$ 99-<br>T730005\$ 99-T730010\$<br>99-T730015\$ 99- | 意大利Orthofix Srl                                                                           |      |
| JC57432 | 中心型通用股骨钛髓内钉 钛<br>重建钉斜向锁钉 | 直径6.5 MM-长度50 MM\$直径6.5<br>MM-长度55 MM\$直径6.5 MM-长度<br>60 MM\$直径6.5 MM-长度65 MM\$ | 99-T736050\$ 99-<br>T736055\$ 99-T736060\$<br>99-T736065\$ 99- | 意大利Orthofix Srl                                                                           |      |
| JC57433 | 中心型钛通用股骨髓内钉              | 直径9 MM - 长度275 MM\$直径9<br>MM - 长度300 MM\$直径9 MM -<br>长度325 MM\$直径9 MM - 长度      | 99-T739275\$ 99-<br>T739300\$ 99-T739325\$<br>99-T739350\$ 99- | 意大利Orthofix Srl                                                                           |      |
| JC57434 | 中心型钛胫骨髓内钉 尾帽             | 长度 0\$长度 5\$长度 10\$长度<br>15                                                     | 99-T740000\$ 99-<br>T740005\$ 99-T740010\$<br>99-T740015       | 意大利Orthofix Srl                                                                           |      |
| JC57435 | 中心型钛胫骨髓内钉 钛带螺<br>纹锁钉     | 直径4.8 MM - 长度25 MM\$直径<br>4.8 MM - 长度30 MM\$直径4.8<br>MM - 长度35 MM\$直径4.8 MM - 长 | 99-T746025\$ 99-<br>T746030\$ 99-T746035\$<br>99-T746040\$ 99- | 意大利Orthofix Srl                                                                           |      |
| JC57436 | 中心型钛胫骨髓内钉                | 直径8 MM - 长度245 MM\$直径8<br>MM - 长度260 MM\$直径8 MM - 长<br>度275 MM\$直径8 MM - 长度290  | 99-T748245\$ 99-<br>T748260\$ 99-T748275\$<br>99-T748290\$ 99- | 意大利Orthofix Srl                                                                           |      |
| JC57437 | 中心型钛髌上髓内钉 尾帽             | 长度 0\$长度 5\$长度 10\$长度<br>15\$长度 20                                              | 99-T760000\$ 99-<br>T760005\$ 99-T730010\$<br>99-T730015\$ 99- | 意大利Orthofix Srl                                                                           |      |
| JC57438 | 中心型可植入的通用配件 钛<br>髌上锁钉    | 直径4.8 MM-长度60 MM\$直径4.8<br>MM-长度65 MM\$直径4.8 MM-长度<br>70 MM\$直径4.8 MM-长度75 MM\$ | 99-T766060\$ 99-<br>T766065\$ 99-T766070\$<br>99-T766075\$ 99- | 意大利Orthofix Srl                                                                           |      |
| JC57439 | 中心型钛髌上髓内钉                | 直径9 MM-长度130 MM （短）\$<br>直径9 MM-长度150 MM （短）\$<br>直径9 MM-长度175 MM （长）\$         | 99-T769130\$ 99-<br>T769150\$ 99-T769175\$<br>99-T760130\$ 99- | 意大利Orthofix Srl                                                                           |      |
| JC57440 | 中心型钛肱骨髓内钉 钛髓内<br>钉骨栓螺帽   |                                                                                 | T780000                                                        | 意大利Orthofix Srl                                                                           |      |
| JC57441 | 中心型钛肱骨髓内钉 钛髓内<br>钉尾帽     | 长度 5 mm\$长度 10 mm                                                               | T780005\$ T780010                                              | 意大利Orthofix Srl                                                                           |      |

| 流水号     | 产品名称                   | 产品规格                                                                     | 产品型号                                                        | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| JC57442 | 中心型钛肱骨髓内钉 钛修正锁钉        | 直径 4 mm 长度 20 mm\$直径 4 mm 长度 25 mm\$直径 4 mm 长度 30 mm\$直径 4 mm 长度 35 mm\$ | T785020\$ T785025\$ T785030\$ T785035\$ T785040\$ T785045\$ | 意大利Orthofix Srl                      |      |
| JC57443 | 中心型钛肱骨髓内钉 钛带螺纹锁钉       | 直径=4 mm 长度 20 mm\$直径=4 mm 长度 25 mm\$直径=4 mm 长度 30 mm\$直径=4 mm 长度 35 mm\$ | T786020\$ T786025\$ T786030\$ T786035\$ T786040\$ T786045\$ | 意大利Orthofix Srl                      |      |
| JC57444 | 中心型钛肱骨髓内钉 钛近端肱骨髓内钉     | 直径 7 mm 长度 150\$直径 8 mm 长度 150\$直径 9 mm 长度 150                           | T787150\$ T788150\$ T789150                                 | 意大利Orthofix Srl                      |      |
| JC57445 | 中心型钛肱骨髓内钉 钛肱骨髓内钉       | 直径 7 mm 长度 185\$直径 7 mm 长度 200\$直径 7 mm 长度 215\$直径 7 mm 长度 230\$直径 7 mm  | T787185\$ T787200\$ T787215\$ T787230\$ T787245\$ T787260\$ | 意大利Orthofix Srl                      |      |
| JC57446 | Tenor脊柱内固定系统 自断螺母      | 自断螺母                                                                     | 806ECT                                                      | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57447 | Tenor脊柱内固定系统 自断螺母      | 自断螺母                                                                     | 806ECT                                                      | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57448 | Tenor脊柱内固定系统 自断螺母      | 自断螺母                                                                     | 806ECT                                                      | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57449 | Tenor脊柱内固定系统 自断螺母      | 自断螺母                                                                     | 806ECT                                                      | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57450 | TENOR 脊柱内固定系统 横连接（100） | 100mm                                                                    | 806LT55L100T                                                | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57451 | TENOR 脊柱内固定系统 横连接      | 40\$60\$80                                                               | 806LT55L40T\$806LT55L60T\$806LT55L80T                       | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57452 | TENOR脊柱内固定系统 单体夹头      | 单体夹头                                                                     | 806PA55T                                                    | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57453 | TENOR脊柱内固定系统 单体夹头      | 单体夹头                                                                     | 806PA55T                                                    | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                      | 产品规格                                                                                                         | 产品型号                                                              | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| JC57454 | TENOR脊柱内固定系统 单体夹头         | 单体夹头                                                                                                         | 806PA55T                                                          | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57455 | Tenor脊柱内固定系统 闭口夹头         | 闭口夹头                                                                                                         | 806PC55T                                                          | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57456 | Tenor脊柱内固定系统 偏体夹头         | 偏体夹头                                                                                                         | 806PR55T                                                          | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57457 | TENOR脊柱内固定系统 夹头           | 夹头                                                                                                           | 806PS55T                                                          | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57458 | TENOR脊柱内固定系统 长螺栓          | 5. 5X30\$5. 5X35\$5. 5X40\$5. 5X45\$5. 5X50\$5. 5X55\$6. 5X30\$6. 5X35\$6. 5X40\$6. 5X45\$6. 5X50\$6. 5X55\$ | 806R55L30T\$806R55L35T\$806R55L40T\$806R55L45T\$806R55L50T\$806R5 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57459 | TENOR脊柱内固定系统 短螺栓          | 5. 5X30\$5. 5X35\$5. 5X40\$5. 5X45\$5. 5X50\$5. 5X55\$5. 5X60\$6. 5X30\$6. 5X35\$6. 5X40\$6. 5X45\$6. 5X50\$ | 806S55L30T\$806S55L35T\$806S55L40T\$806S55L45T\$806S55L50T\$806S5 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57460 | TENOR脊柱内固定系统 短螺栓          | 5. 5X30\$5. 5X35\$5. 5X40\$5. 5X45\$5. 5X50\$5. 5X55\$5. 5X60\$6. 5X30\$6. 5X35\$6. 5X40\$6. 5X45\$6. 5X50\$ | 806S55L30T\$806S55L35T\$806S55L40T\$806S55L45T\$806S55L50T\$806S5 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57461 | TENOR脊柱内固定系统 短螺栓          | 5. 5X30\$5. 5X35\$5. 5X40\$5. 5X45\$5. 5X50\$5. 5X55\$5. 5X60\$6. 5X30\$6. 5X35\$6. 5X40\$6. 5X45\$6. 5X50\$ | 806S55L30T\$806S55L35T\$806S55L40T\$806S55L45T\$806S55L50T\$806S5 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57462 | TENOR 脊柱内固定系统 棒 (100-120) | 100mm\$110mm\$120mm\$                                                                                        | 806TS55L100T\$806TS55L110T\$806TS55L120T                          | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57463 | TENOR 脊柱内固定系统 棒 (140-180) | 140mm\$160mm\$180mm                                                                                          | 806TS55L140T\$806TS55L160T\$806TS55L180T                          | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57464 | TENOR II脊柱内固定系统 棒 (40-60) | 40\$50\$60                                                                                                   | 806TS55L40T\$806TS55L50T\$806TS55L60T                             | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57465 | TENOR II脊柱内固定系统 棒 (40-60) | 40\$50\$60                                                                                                   | 806TS55L40T\$806TS55L50T\$806TS55L60T                             | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                         | 产品规格                                                                             | 产品型号                                                            | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| JC57466 | TENOR II脊柱内固定系统 棒<br>(40-60) | 40\$50\$60                                                                       | 806TS55L40T\$806TS55L<br>50T\$806TS55L60T                       | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57467 | TENOR 脊柱内固定系统 棒<br>(70-90)   | 70mm\$80mm\$90mm\$                                                               | 806TS55L70T\$806TS55L<br>80T\$806TS55L90T\$                     | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57468 | TENOR 脊柱内固定系统 棒<br>(70-90)   | 70mm\$80mm\$90mm\$                                                               | 806TS55L70T\$806TS55L<br>80T\$806TS55L90T\$                     | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC57496 | T型接骨板 4.5 不锈钢                | \$240.130 T型接骨板 4.5,<br>3孔, 68mm \$240.140 T型接骨板<br>4.5, 4孔, 84mm \$240.150 T型   | 240.130\$ 240.140\$<br>240.150\$ 240.160\$<br>240.170\$ 240.180 | 瑞士Synthes GmbH.                      |      |
| JC57497 | T型接骨板 4.5 不锈钢                | \$240.130 T型接骨板 4.5,<br>3孔, 68mm \$240.140 T型接骨板<br>4.5, 4孔, 84mm \$240.150 T型   | 240.130\$ 240.140\$<br>240.150\$ 240.160\$<br>240.170\$ 240.180 | 瑞士Synthes GmbH.                      |      |
| JC57498 | T型接骨板 4.5 不锈钢                | \$240.130 T型接骨板 4.5,<br>3孔, 68mm \$240.140 T型接骨板<br>4.5, 4孔, 84mm \$240.150 T型   | 240.130\$ 240.140\$<br>240.150\$ 240.160\$<br>240.170\$ 240.180 | 瑞士Synthes GmbH.                      |      |
| JC57499 | T型支持接骨板 4.5, 不锈钢             | \$240.340 T型支持接骨板 4.5,<br>4孔, 81mm \$240.350 T型支持接<br>骨板 4.5, 5孔, 96mm \$240.360 | 240.340\$ 240.350\$<br>240.360                                  | 瑞士Synthes GmbH.                      |      |
| JC57500 | T型支持接骨板 4.5, 不锈钢             | \$240.340 T型支持接骨板 4.5,<br>4孔, 81mm \$240.350 T型支持接<br>骨板 4.5, 5孔, 96mm \$240.360 | 240.340\$ 240.350\$<br>240.360                                  | 瑞士Synthes GmbH.                      |      |
| JC57501 | T型支持接骨板 4.5, 不锈钢             | \$240.340 T型支持接骨板 4.5,<br>4孔, 81mm \$240.350 T型支持接<br>骨板 4.5, 5孔, 96mm \$240.360 | 240.340\$ 240.350\$<br>240.360                                  | 瑞士Synthes GmbH.                      |      |
| JC57502 | L型支持接骨板 4.5, 不锈钢             | \$240.403 L型支持接骨板 4.5,<br>3孔, 角状左 (右胫骨), 69mm<br>\$240.440 L型支持接骨板 4.5,          | 240.403\$ 240.440\$<br>240.405\$ 240.503\$<br>240.540\$ 240.505 | 瑞士Synthes GmbH.                      |      |
| JC57503 | L型支持接骨板 4.5, 不锈钢             | \$240.403 L型支持接骨板 4.5,<br>3孔, 角状左 (右胫骨), 69mm<br>\$240.440 L型支持接骨板 4.5,          | 240.403\$ 240.440\$<br>240.405\$ 240.503\$<br>240.540\$ 240.505 | 瑞士Synthes GmbH.                      |      |
| JC57504 | L型支持接骨板 4.5, 不锈钢             | \$240.406 L型支持接骨板 4.5,<br>6孔, 角状左 (右胫骨),<br>117mm \$240.506 L型支持接骨板              | 240.406\$ 240.506                                               | 瑞士Synthes GmbH.                      |      |

| 流水号     | 产品名称                                 | 产品规格                                                                  | 产品型号                                                      | 生产企业            | 挂网企业 |
|---------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------|
| JC57505 | L型支持接骨板 4.5, 不锈钢                     | \$240.406 L型支持接骨板 4.5, 6孔, 角状左 (右胫骨), 117mm \$240.506 L型支持接骨板         | 240.406\$ 240.506                                         | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57506 | 胫骨外侧支持接骨板 4.5, 不锈钢                   | \$胫骨外侧支持接骨板 4.5, 5孔, 117mm, 右腿\$胫骨外侧支持接骨板 4.5, 7孔, 149mm, 右           | 240.460\$ 240.470\$ 240.480\$ 240.560\$ 240.570\$ 240.580 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57507 | 胫骨外侧支持接骨板 4.5, 不锈钢                   | \$胫骨外侧支持接骨板 4.5, 5孔, 117mm, 右腿\$胫骨外侧支持接骨板 4.5, 7孔, 149mm, 右           | 240.460\$ 240.470\$ 240.480\$ 240.560\$ 240.570\$ 240.580 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57508 | 胫骨外侧支持接骨板 4.5, 不锈钢                   | \$胫骨外侧支持接骨板 4.5, 11孔, 213mm, 右腿\$胫骨外侧支持接骨板 4.5, 13孔, 245mm, 右         | 240.490\$ 240.500\$ 240.590\$ 240.600                     | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57509 | 胫骨外侧支持接骨板 4.5, 不锈钢                   | \$胫骨外侧支持接骨板 4.5, 11孔, 213mm, 右腿\$胫骨外侧支持接骨板 4.5, 13孔, 245mm, 右         | 240.490\$ 240.500\$ 240.590\$ 240.600                     | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57510 | 髌支持接骨板4.5, 不锈钢                       | \$髌支持接骨板4.5, 11孔, 右腿\$髌支持接骨板4.5, 13孔, 右腿\$髌支持接骨板4.5, 15孔, 右腿          | 240.730\$ 240.740\$ 240.750\$ 240.700\$ 240.710\$ 240.720 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57511 | 髌支持接骨板4.5, 不锈钢                       | \$髌支持接骨板4.5, 11孔, 右腿\$髌支持接骨板4.5, 13孔, 右腿\$髌支持接骨板4.5, 15孔, 右腿          | 240.730\$ 240.740\$ 240.750\$ 240.700\$ 240.710\$ 240.720 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57512 | 髌支持接骨板4.5, 不锈钢                       | \$髌支持接骨板4.5, 7孔, 右腿\$髌支持接骨板4.5, 9孔, 右腿\$髌支持接骨板4.5, 7孔, 左腿\$           | 240.940\$ 240.950\$ 240.920\$ 240.930                     | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57513 | 髌支持接骨板4.5, 不锈钢                       | \$髌支持接骨板4.5, 7孔, 右腿\$髌支持接骨板4.5, 9孔, 右腿\$髌支持接骨板4.5, 7孔, 左腿\$           | 240.940\$ 240.950\$ 240.920\$ 240.930                     | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57515 | T型接骨板3.5, 不锈钢向右成角3+3, 4+4, 5+3, 6+4孔 | \$241 .130 T型接骨板3.5, 向右成角, 3+3孔 \$241 .140 T型接骨板3.5, 向右成角, 4+4孔       | 241.130\$ 241.140\$ 241.150\$ 241.160                     | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57516 | T型接骨板3.5, 不锈钢                        | \$241 .230 斜角T型接骨板3.5, 3+3孔 \$241 .240 斜角T型接骨板3.5, 4+3孔 \$241 .250 斜角 | 241.230\$ 241.240\$ 241.250                               | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57517 | T型接骨板3.5, 不锈钢                        | \$241 .230 斜角T型接骨板3.5, 3+3孔 \$241 .240 斜角T型接骨板3.5, 4+3孔 \$241 .250 斜角 | 241.230\$ 241.240\$ 241.250                               | 瑞士Synthes GmbH. |      |



| 流水号     | 产品名称              | 产品规格                                                               | 产品型号                                                      | 生产企业            | 挂网企业 |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------|
| JC57526 | 斜角T型接骨板3.5        | \$441.230 斜角T型接骨板3.5，3+3孔 \$441.240 斜角T型接骨板3.5，4+3孔 \$441.250 斜角T型 | 441.230\$ 441.240\$ 441.250                               | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57527 | 斜角T型接骨板3.5        | \$441.230 斜角T型接骨板3.5，3+3孔 \$441.240 斜角T型接骨板3.5，4+3孔 \$441.250 斜角T型 | 441.230\$ 441.240\$ 441.250                               | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57529 | 胫骨近端异型(解剖)钢板(钛合金) | 4.5:4孔角状左(右胫骨)85毫米 \$4.5:4孔角状右(左胫骨)85毫米                            | 4.5:440.440\$4.5:440.540                                  | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57530 | L型支持接骨板4.5        | L型支持接骨板4.5:4孔角状左(右胫骨)85毫米\$L型支持接骨板4.5:4孔角状右(左胫骨)85                 | L型支持接骨板 4.5:440.440\$ L型支持接骨板4.5:440.540                  | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57531 | L型支持接骨板4.5        | L型支持接骨板4.5:4孔角状左(右胫骨)85毫米\$L型支持接骨板4.5:4孔角状右(左胫骨)85                 | L型支持接骨板 4.5:440.440\$ L型支持接骨板4.5:440.540                  | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57532 | L型支持接骨板4.5        | L型支持接骨板4.5:4孔角状左(右胫骨)85毫米\$L型支持接骨板4.5:4孔角状右(左胫骨)85                 | L型支持接骨板 4.5:440.440\$ L型支持接骨板4.5:440.540                  | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57533 | 胫骨近端异型(解剖)钢板(钛合金) | T型接骨板4.5:3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8孔，68 / 84 / 100 / 116 / 134 / 148毫米  | 440.130\$440.140\$440.150\$440.160\$440.170\$ 440.180     | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57534 | 胫骨近端异型(解剖)钢板      | T型接骨板4.5:3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8孔，68 / 84 / 100 / 116 / 134 / 148毫米  | 440.130\$ 440.140\$ 440.150\$ 440.160\$ 440.170\$ 440.180 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57535 | 胫骨近端异型(解剖)钢板      | T型接骨板4.5:3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8孔，68 / 84 / 100 / 116 / 134 / 148毫米  | 440.130\$ 440.140\$ 440.150\$ 440.160\$ 440.170\$ 440.180 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57536 | 胫骨近端异型(解剖)钢板      | T型接骨板4.5:3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8孔，68 / 84 / 100 / 116 / 134 / 148毫米  | 440.130\$ 440.140\$ 440.150\$ 440.160\$ 440.170\$ 440.180 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57537 | 胫骨近端异型(解剖)钢板(纯钛)  | 4 / 5 / 6孔，81 / 96 / 112毫米                                         | 440.340\$440.350\$440.360                                 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC57538 | T型支持接骨板4.5        | 4 / 5 / 6孔，81 / 96 / 112毫米                                         | 440.340\$ 440.350\$ 440.360                               | 瑞士Synthes GmbH. |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格                                                               | 产品型号                                                                | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC57539 | 胫骨近端异型(解剖)钢板(钛合金) | 胫骨外侧支持接骨板4.5(右):5 / 7 / 9孔, 117 / 149 / 181毫米<br>胫骨外侧支持接骨板4.5(左):5 | 440.515\$440.517\$440.519\$440.525\$440.527\$440.529                | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC57540 | 胫骨外侧支持接骨板4.5      | 胫骨外侧支持接骨板4.5 (右):5 / 7 / 9孔, 117 / 149 / 181毫米<br>胫骨外侧支持接骨板4.5     | 440.515\$ 440.517\$ 440.519 \$ 440.525\$ 440.527\$ 440.529          | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC57541 | 胫骨近端异型(解剖)钢板(纯钛)  | 胫骨外侧支持接骨板4.5(右):11 / 13孔, 213 / 245毫米<br>胫骨外侧支持接骨板4.5(左):11 / 13孔, | 440.521\$440.523\$440.531\$440.533                                  | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC57542 | 胫骨外侧支持接骨板4.5      | 胫骨外侧支持接骨板4.5 (右):11 / 13孔, 213 / 245毫米<br>胫骨外侧支持接骨板4.5             | 440.521\$ 440.523 \$ 440.531\$ 440.533                              | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC57543 | 胫骨外侧支持接骨板4.5      | 胫骨外侧支持接骨板4.5 (右):11 / 13孔, 213 / 245毫米<br>胫骨外侧支持接骨板4.5             | 440.521\$ 440.523 \$ 440.531\$ 440.533                              | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC57544 | 胫骨外侧支持接骨板4.5      | 胫骨外侧支持接骨板4.5 (右):11 / 13孔, 213 / 245毫米<br>胫骨外侧支持接骨板4.5             | 440.521\$ 440.523 \$ 440.531\$ 440.533                              | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC57545 | 股骨远端异型(解剖)钢板(钛合金) | 右: 7 / 9 / 11 / 13 / 15孔左: 7 / 9 / 11 / 13 / 15孔                   | 440.547\$440.549\$440.551\$440.553\$440.555\$440.567\$440.569\$440. | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC57546 | 髌支持接骨板4.5         | 右: 7 / 9 / 11 / 13 / 15孔左: 7 / 9 / 11 / 13 / 15孔                   | 440.547\$ 440.549\$ 440, 551\$ 440.553\$ 440.555 \$ 440.567\$       | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC57547 | 髌支持接骨板4.5         | 右: 7 / 9 / 11 / 13 / 15孔左: 7 / 9 / 11 / 13 / 15孔                   | 440.547\$ 440.549\$ 440, 551\$ 440.553\$ 440.555 \$ 440.567\$       | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| JC57549 | 稳定螺帽              | 71632001\$71634000\$71634005\$71634010\$71634015\$71634020         | 71632001\$ 71634000\$ 71634005\$ 71634010\$ 71634015\$ 71634020     | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57550 | 稳定螺帽              | 71632001\$71634000\$71634005\$71634010\$71634015\$71634020         | 71632001\$ 71634000\$ 71634005\$ 71634010\$ 71634015\$ 71634020     | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57551 | 稳定螺帽              | 71632001\$71634000\$71634005\$71634010\$71634015\$71634020         | 71632001\$ 71634000\$ 71634005\$ 71634010\$ 71634015\$ 71634020     | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                              | 产品规格                                                                                                                                                                                                        | 产品型号                                                                                                     | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC57552 | 稳定螺帽                              | 71632001\$71634000\$71634005\$71634010\$71634015\$71634020                                                                                                                                                  | 71632001\$ 71634000\$71634005\$ 71634010\$71634015\$ 71634020                                            | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57553 | 稳定螺帽                              | 71632001\$71634000\$71634005\$71634010\$71634015\$71634020                                                                                                                                                  | 71632001\$ 71634000\$71634005\$ 71634010\$71634015\$ 71634020                                            | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57556 | TRIGEN超远端胫骨钛合金髓内钉 / 胫骨交锁髓内钉       | 71633524\$71633526\$71633528\$71633530\$71633532\$71633534\$71633536\$71633538\$71633624\$71633532\$ 71633534\$                                                                                             | 71633524\$ 71633526\$71633528\$ 71633530\$71633532\$ 71633534\$                                          | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57558 | TriGen粗隆入路标准或重建股骨交锁髓内钉, 135&ordm; | 71637230\$71637232\$71637234\$71637236\$71637238\$71637240\$71637242\$71637244\$71637246\$71637230\$ 71637232\$71637234\$ 71637236\$71637238\$ 71637240\$                                                   | 71637230\$ 71637232\$71637234\$ 71637236\$71637238\$ 71637240\$                                          | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57560 | TriGen 4.5mm 内六角可把持交锁螺钉           | 71642120\$71642125\$71642130\$71642135\$71642140\$71642145\$71642150\$71642155\$71642160\$71642120\$ 71642125\$71642130\$71642135\$ 71642140\$71642145\$71642150\$71642155\$71642160\$71642140\$ 71642145\$ | 71642120\$ 71642125\$71642130\$ 71642135\$71642140\$71642145\$71642150\$ 71642155\$71642140\$ 71642145\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57562 | TriGen 4.5mm 内六角可把持交锁螺钉           | 71642120\$71642125\$71642130\$71642135\$71642140\$71642145\$71642150\$71642155\$71642160\$71642120\$ 71642125\$71642130\$71642135\$ 71642140\$71642145\$71642150\$71642155\$71642160\$71642140\$ 71642145\$ | 71642120\$ 71642125\$71642130\$ 71642135\$71642140\$71642145\$71642150\$ 71642155\$71642140\$ 71642145\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57563 | TriGen 5.0mm内六角可把持交锁螺钉            | 71642220\$71642225\$71642230\$71642235\$71642240\$71642245\$71642250\$71642255\$71642260\$71642220\$ 71642225\$71642230\$71642235\$ 71642240\$71642245\$71642250\$71642255\$71642260\$71642240\$ 71642245\$ | 71642220\$ 71642225\$71642230\$ 71642235\$71642240\$71642245\$71642250\$ 71642255\$71642240\$ 71642245\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57564 | TriGen 5.0mm内六角可把持交锁螺钉            | 71642220\$71642225\$71642230\$71642235\$71642240\$71642245\$71642250\$71642255\$71642260\$71642220\$ 71642225\$71642230\$71642235\$ 71642240\$71642245\$71642250\$71642255\$71642260\$71642240\$ 71642245\$ | 71642220\$ 71642225\$71642230\$ 71642235\$71642240\$71642245\$71642250\$ 71642255\$71642240\$ 71642245\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57565 | TriGen 5.0mm内六角可把持交锁螺钉            | 71642220\$71642225\$71642230\$71642235\$71642240\$71642245\$71642250\$71642255\$71642260\$71642220\$ 71642225\$71642230\$71642235\$ 71642240\$71642245\$71642250\$71642255\$71642260\$71642240\$ 71642245\$ | 71642220\$ 71642225\$71642230\$ 71642235\$71642240\$71642245\$71642250\$ 71642255\$71642240\$ 71642245\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57567 | TriGen 5.0mm内六角可把持交锁螺钉            | 71642220\$71642225\$71642230\$71642235\$71642240\$71642245\$71642250\$71642255\$71642260\$71642220\$ 71642225\$71642230\$71642235\$ 71642240\$71642245\$71642250\$71642255\$71642260\$71642240\$ 71642245\$ | 71642220\$ 71642225\$71642230\$ 71642235\$71642240\$71642245\$71642250\$ 71642255\$71642240\$ 71642245\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57568 | TriGen 5.0mm内六角可把持交锁螺钉            | 71642220\$71642225\$71642230\$71642235\$71642240\$71642245\$71642250\$71642255\$71642260\$71642220\$ 71642225\$71642230\$71642235\$ 71642240\$71642245\$71642250\$71642255\$71642260\$71642240\$ 71642245\$ | 71642220\$ 71642225\$71642230\$ 71642235\$71642240\$71642245\$71642250\$ 71642255\$71642240\$ 71642245\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57569 | TriGen 5.0mm内六角可把持交锁螺钉            | 71642220\$71642225\$71642230\$71642235\$71642240\$71642245\$71642250\$71642255\$71642260\$71642220\$ 71642225\$71642230\$71642235\$ 71642240\$71642245\$71642250\$71642255\$71642260\$71642240\$ 71642245\$ | 71642220\$ 71642225\$71642230\$ 71642235\$71642240\$71642245\$71642250\$ 71642255\$71642240\$ 71642245\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                      | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                            | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC57570 | TriGen 5.0mm内六角可把持交锁螺钉    | 71642220\$71642225\$71642230\$71642235\$71642240\$71642245\$71642250\$71642255\$71642260\$716 | 71642220\$ 71642225\$71642230\$ 71642235\$71642240\$ 71642245\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57571 | TriGen 5.0mm内六角可把持交锁螺钉    | 71642220\$71642225\$71642230\$71642235\$71642240\$71642245\$71642250\$71642255\$71642260\$716 | 71642220\$ 71642225\$71642230\$ 71642235\$71642240\$ 71642245\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57572 | TriGen 5.0mm内六角可把持交锁螺钉    | 71642220\$71642225\$71642230\$71642235\$71642240\$71642245\$71642250\$71642255\$71642260\$716 | 71642220\$ 71642225\$71642230\$ 71642235\$71642240\$ 71642245\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57573 | TriGen 6.4mm 内六角可把持重建交锁螺钉 | 71642365\$71642370\$71642375\$71642380\$71642385\$71642390\$71642395\$71642300\$71642305\$716 | 71642365\$ 71642370\$71642375\$ 71642380\$71642385\$ 71642390\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57574 | TriGen 6.4mm 内六角可把持重建交锁螺钉 | 71642365\$71642370\$71642375\$71642380\$71642385\$71642390\$71642395\$71642300\$71642305\$716 | 71642365\$ 71642370\$71642375\$ 71642380\$71642385\$ 71642390\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57576 | TriGen 6.4mm 内六角可把持重建交锁螺钉 | 71642365\$71642370\$71642375\$71642380\$71642385\$71642390\$71642395\$71642300\$71642305\$716 | 71642365\$ 71642370\$71642375\$ 71642380\$71642385\$ 71642390\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57577 | TriGen 6.4mm 内六角可把持重建交锁螺钉 | 71642365\$71642370\$71642375\$71642380\$71642385\$71642390\$71642395\$71642300\$71642305\$716 | 71642365\$ 71642370\$71642375\$ 71642380\$71642385\$ 71642390\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57582 | TriGen肱骨交锁髓内钉主钉           | 71770818\$71770820\$71770822\$71770824\$71770826\$71770828\$71770830\$71770918\$71770920\$717 | 71770818\$ 71770820\$71770822\$ 71770824\$71770826\$ 71770828\$ | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC57583 | 颈椎螺钉                      | 直径 3.5MM 长度12MM \$直径 3.5MM 长度15MM \$直径 3.5MM 长度18MM \$直径 3.5MM 长度                             | 21023122\$ 21023152\$21023182\$ 21023212\$21024122\$ 21024152\$ | 法国 Euros S.A.S.         |      |
| JC57584 | 颈椎螺钉                      | 直径 3.5MM 长度12MM \$直径 3.5MM 长度15MM \$直径 3.5MM 长度18MM \$直径 3.5MM 长度                             | 21023122\$ 21023152\$21023182\$ 21023212\$21024122\$ 21024152\$ | 法国 Euros S.A.S.         |      |
| JC57585 | 颈椎螺钉                      | 直径 3.5MM 长度12MM \$直径 3.5MM 长度15MM \$直径 3.5MM 长度18MM \$直径 3.5MM 长度                             | 21023122\$ 21023152\$21023182\$ 21023212\$21024122\$ 21024152\$ | 法国 Euros S.A.S.         |      |
| JC57586 | 颈椎螺钉                      | 直径 3.5MM 长度12MM \$直径 3.5MM 长度15MM \$直径 3.5MM 长度18MM \$直径 3.5MM 长度                             | 21023122\$ 21023152\$21023182\$ 21023212\$21024122\$ 21024152\$ | 法国 Euros S.A.S.         |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格                                                              | 产品型号                                                              | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC57587 | 颈椎螺钉    | 直径 3.5MM 长度12MM \$直径 3.5MM 长度15MM \$直径 3.5MM 长度18MM \$直径 3.5MM 长度 | 21023122\$ 21023152\$ 21023182\$ 21023212\$ 21024122\$ 21024152\$ | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC57588 | 颈椎螺钉    | 直径 3.5MM 长度12MM \$直径 3.5MM 长度15MM \$直径 3.5MM 长度18MM \$直径 3.5MM 长度 | 21023122\$ 21023152\$ 21023182\$ 21023212\$ 21024122\$ 21024152\$ | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC57589 | 颈椎螺钉    | 直径 3.5MM 长度12MM \$直径 3.5MM 长度15MM \$直径 3.5MM 长度18MM \$直径 3.5MM 长度 | 21023122\$ 21023152\$ 21023182\$ 21023212\$ 21024122\$ 21024152\$ | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC57732 | 医用诱导骨基质 | 3*3*1cm3                                                          | 块状                                                                | 上海骁博科技发展有限公司      |      |
| JC57733 | 医用诱导骨基质 | 1*1*1cm3                                                          | 块状                                                                | 上海骁博科技发展有限公司      |      |
| JC57734 | 医用诱导骨基质 | 1.5*1.5*1cm3                                                      | 块状                                                                | 上海骁博科技发展有限公司      |      |
| JC57735 | 医用诱导骨基质 | 2*2*1cm3                                                          | 块状                                                                | 上海骁博科技发展有限公司      |      |
| JC57736 | 医用诱导骨基质 | 2.5*2.5*1cm3                                                      | 块状                                                                | 上海骁博科技发展有限公司      |      |
| JC57737 | 医用诱导骨基质 | 1g                                                                | 粒型                                                                | 上海骁博科技发展有限公司      |      |
| JC57738 | 医用诱导骨基质 | 0.4g                                                              | 粒型                                                                | 上海骁博科技发展有限公司      |      |
| JC57739 | 医用诱导骨基质 | 2g                                                                | 粒型                                                                | 上海骁博科技发展有限公司      |      |
| JC57740 | 医用诱导骨基质 | 3g                                                                | 粒型                                                                | 上海骁博科技发展有限公司      |      |

| 流水号     | 产品名称                            | 产品规格            | 产品型号      | 生产企业                                          | 挂网企业 |
|---------|---------------------------------|-----------------|-----------|-----------------------------------------------|------|
| JC57741 | 医用诱导骨基质                         | 4cm2            | 膜片        | 上海骁博科技发展有限公司                                  |      |
| JC57742 | 医用诱导骨基质                         | 12cm2           | 膜片        | 上海骁博科技发展有限公司                                  |      |
| JC57743 | 医用诱导骨基质                         | 9cm2            | 膜片        | 上海骁博科技发展有限公司                                  |      |
| JC57744 | 医用诱导骨基质                         | 6cm2            | 膜片        | 上海骁博科技发展有限公司                                  |      |
| JC57745 | 医用诱导骨基质                         | 0. 4g           | 条型        | 上海骁博科技发展有限公司                                  |      |
| JC57746 | 医用诱导骨基质                         | 2g              | 条型        | 上海骁博科技发展有限公司                                  |      |
| JC57747 | 医用诱导骨基质                         | 3g              | 条型        | 上海骁博科技发展有限公司                                  |      |
| JC57748 | 医用诱导骨基质                         | 1g              | 条型        | 上海骁博科技发展有限公司                                  |      |
| JC58577 | 骨移植替代材料<br>OsteosetPellets 20cc | 预混合型4. 8mm*20cc | 8400-0101 | 美国Wright Medical Technology, Inc.（美国瑞特医疗技术公司） |      |
| JC58578 | 骨移植替代材料<br>OsteosetPellets 10cc | 预混合型4. 8mm*10cc | 8400-0102 | 美国Wright Medical Technology, Inc.（美国瑞特医疗技术公司） |      |
| JC58579 | 骨移植替代材料<br>OsteosetPellets 5cc  | 预混合型4. 8mm*5cc  | 8400-0104 | 美国Wright Medical Technology, Inc.（美国瑞特医疗技术公司） |      |
| JC58580 | 骨移植替代材料<br>OsteosetPellets 2cc  | 4. 8mm*2cc      | 8400-0106 | 美国Wright Medical Technology, Inc.（美国瑞特医疗技术公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                                  | 产品规格                                                                              | 产品型号                                                                    | 生产企业                                           | 挂网企业 |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| JC58581 | 预混合型3.0 / 5cc颗粒                       | 3.0*5cc                                                                           | 8400-0305                                                               | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司) |      |
| JC58582 | 骨移植替代材料<br>OsteosetPellets RBK        | 待混合型9.5g微型珠粒套装 (预装4.8mm & 3.0mm成型模板)                                              | 8400-0611\$8400-0511                                                    | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司) |      |
| JC58583 | 骨移植替代材料<br>OsteosetPellets 5cc (带植入器) | 预混合型4.8mm*5cc (预装植入器)                                                             | 8700-4805                                                               | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司) |      |
| JC58584 | 单骑缝钉                                  | 9mm内轴                                                                             | 42110001                                                                | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司) |      |
| JC58585 | 跖趾关节融合钢板                              | 标准\$加长\$窄                                                                         | 41110001\$ 41110002\$<br>41110003\$ 41110005\$<br>41110006              | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司) |      |
| JC58586 | 跖趾关节融合钢板                              | 标准\$加长\$窄                                                                         | 41110001\$ 41110002\$<br>41110003\$ 41110005\$<br>41110006              | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司) |      |
| JC58587 | 跖趾关节融合骨钉                              | 8mm\$10mm\$12mm\$14mm\$16mm\$18mm<br>\$20mm\$22mm\$24mm                           | 41113007\$ 41113008\$<br>41113009\$ 41113010\$<br>41113011\$ 41113012\$ | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司) |      |
| JC58588 | 跖趾关节融合骨钉                              | 8mm\$10mm\$12mm\$14mm\$16mm\$18mm<br>\$20mm\$22mm\$24mm                           | 41113016\$ 41113017\$<br>41113018\$ 41113001\$<br>41113002\$ 41113003\$ | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司) |      |
| JC58589 | 加压骑缝钉                                 | 43110001 (13mm-11L)<br>\$43110002 (13mm-13L)<br>\$43110003 (15mm-11L)             | 43110001\$ 43110002\$<br>43110003\$ 43110004\$<br>43110005\$ 43110006\$ | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司) |      |
| JC58590 | 多用途加压空心钉                              | 3.0mm (44110001-44110013,<br>2mm间隔) 4.3mm (44110014-<br>44110042, 2mm间隔)          | 44110001\$ 44110002\$<br>44110003\$ 44110004\$<br>44110005 44110006\$   | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司) |      |
| JC58591 | 自断螺钉                                  | 45110001 (2.0mm*11mm长丝)<br>\$45110002 (2.0mm*12mm长丝)<br>\$45110003 (2.0mm*14mm长丝) | 45110001\$ 45110002\$<br>45110003                                       | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司) |      |
| JC58592 | 自断钉                                   | 45110004 (2.7mm*13mm长丝)<br>\$45110005 (2.7mm*15mm长丝)<br>\$45110006 (2.7mm*17mm长丝) | 45110004\$ 45110005\$<br>45110006                                       | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司) |      |

| 流水号     | 产品名称                     | 产品规格                                                                                            | 产品型号                                                                              | 生产企业            | 挂网企业 |
|---------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| JC58593 | 交锁型尺桡骨髓内钉锁钉              | \$3.5mm*12.5mm \$3.5mm*15.0mm<br>\$3.5mm*17.5mm \$3.5mm*20.0mm<br>\$3.5mm*22.5mm \$3.5mm*25.0mm | CO - 3125 - S\$CO - 3150<br>- S\$CO - 3175 - S\$CO -<br>3200 - S\$CO - 3225 - S\$ | 美国 美国艾克曼有限公司    |      |
| JC58594 | 交锁型尺桡骨髓内钉主钉              | \$3.0mm*190mm \$3.0mm*210mm<br>\$3.0mm*230mm \$3.6mm*190mm<br>\$3.6mm*210mm \$3.6mm*230mm       | RR - 3019 - S\$<br>RR - 3021 - S\$<br>RR - 3023 - S\$                             | 美国 美国艾克曼有限公司    |      |
| JC58829 | 90° 空心接骨板 3.5            | 232.046 90° 空心接骨板<br>3.5, 4孔, 刃长30mm\$232.047<br>90° 空心接骨板 3.5, 4孔, 刃                           | 232.046\$232.047\$232.048\$232.049\$232.056\$<br>232.057\$232.058\$232.           | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC58830 | 角度型接骨板                   | 动力加压 80° 儿童截骨接骨板,<br>角刃长35mm\$动力加压 80° 儿童<br>截骨接骨板, 角刃长45mm\$动力                                 | 235.170\$235.190\$235.270\$235.290\$235.370\$<br>235.390                          | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC58831 | 婴儿截骨接骨板, 不锈钢             | 236.250 动力加压 90° 婴儿截<br>骨接骨板, 角刃长25mm<br>\$236.260 动力加压 90° 婴儿截                                 | 236.250\$ 236.260\$<br>236.350\$ 236.360                                          | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC58832 | 角度型接骨板                   | 115° 分叉接骨板, 角刃长<br>30mm\$115° 分叉接骨板, 角刃<br>长35mm                                                | 236.400\$236.430                                                                  | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC58833 | 90° 空心接骨板 4.5            | \$237.043 90° 空心接骨板<br>4.5, 4孔, 刃长30mm \$237.044<br>90° 空心接骨板 4.5, 4孔, 刃                        | 237.043\$ 237.044\$<br>237.053\$ 237.054\$<br>237.063\$ 237.064\$                 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC58834 | 成人动力加压接骨板95° 髌<br>部接骨板   | \$成人动力 加压接骨板95° 髌部<br>接骨板, 5 孔, 50mm \$成人动力<br>加压接骨板95° 髌部接骨板, 5                                | 237.500\$ 237.520\$<br>237.540\$ 237.560\$<br>237.700\$ 237.720\$                 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC58835 | 成人动力加压接骨板130<br>°; 角刃接骨板 | \$成人动力 加压接骨板130°;<br>° 角刃接骨板, 4孔, 角刃长<br>50mm \$成人动力 加压接骨板130                                   | 238.360\$ 238.380\$<br>238.400\$ 238.410\$<br>238.420\$ 238.440\$                 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC58836 | 动力髌螺钉接骨板, 不锈钢            | \$动力髌螺钉接骨板 130°<br>4孔, 长 78mm, 套筒长 38mm \$<br>动力髌螺钉接骨板 130° 5孔,                                 | 281.040\$ 281.050\$<br>281.060\$ 281.100\$<br>281.110\$ 281.120\$                 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC58837 | 动力髌螺钉接骨板 95°,<br>不锈钢     | \$动力髌螺钉接骨板 95°,<br>6孔, 长 100mm \$动力髌螺钉接<br>骨板 95°, 8孔, 长 130mm \$动                              | 281.960\$ 281.980\$<br>281.900\$ 281.920\$<br>281.930\$ 281.940\$                 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| JC58838 | 动力髌螺钉接骨板 95°,<br>不锈钢     | \$动力髌螺钉接骨板 95°,<br>6孔, 长 100mm \$动力髌螺钉接<br>骨板 95°, 8孔, 长 130mm \$动                              | 281.960\$ 281.980\$<br>281.900\$ 281.920\$<br>281.930\$ 281.940\$                 | 瑞士Synthes GmbH. |      |



| 流水号     | 产品名称                        | 产品规格                                                                 | 产品型号                                                                        | 生产企业                      | 挂网企业 |
|---------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| JC58839 | 动力髌螺钉接骨板 95°，<br>不锈钢        | \$动力髌螺钉接骨板 95°，<br>6孔，长 100mm \$动力髌螺钉接<br>骨板 95°，8孔，长 130mm \$动      | 281.960\$ 281.980\$<br>281.900\$ 281.920\$<br>281.930\$ 281.940\$           | 瑞士Synthes GmbH.           |      |
| JC58840 | 用于小身材成人或青少年的<br>95° 髌接骨板    | \$用于小身材成人或青少年的95°<br>髌接骨板，5孔，角刃长40mm \$<br>用于小身材成人或青少年的95°           | 282.580\$ 282.500\$<br>282.520\$ 282.540\$<br>282.780 \$ 282.700 \$         | 瑞士Synthes GmbH.           |      |
| JC58841 | 用于小身材成人或青少年的<br>130° 角刃接骨板  | \$用于小身材成人或青少年的<br>130° 角刃接骨板，4孔，角刃长<br>50mm \$用于小身材成人或青少年            | 283.400 \$ 283.420 \$<br>283.440 \$ 283.460 \$<br>283.600 \$ 283.620 \$     | 瑞士Synthes GmbH.           |      |
| JC58842 | 90° 空心接骨板 3.5               | 432.046 90° 空心接骨板 3.5，<br>4孔，刃长30mm\$432.047 90° 空<br>心接骨板 3.5，4孔，刃长 | 432.046\$432.047\$432.<br>048\$432.049\$432.056\$<br>432.057\$432.058\$432. | 瑞士Synthes GmbH.           |      |
| JC58844 | 动力髌螺钉接骨板                    | \$动力髌螺钉接骨板 135°<br>3孔，长 62mm，套筒长 38mm \$<br>动力髌螺钉接骨板 135°            | 481.000\$ 481.100\$<br>481.120\$ 481.140\$<br>481.150\$ 481.180\$           | 瑞士Synthes GmbH.           |      |
| JC58845 | 动力髌螺钉接骨板 95°                | \$动力髌螺钉接骨板 95°，<br>6孔，长 100mm \$动力髌螺钉接<br>骨板 95°，8孔，长 130mm \$动      | 481.960\$ 481.980\$<br>481.900\$                                            | 瑞士Synthes GmbH.           |      |
| JC58846 | 动力髌螺钉接骨板 95°                | \$动力髌螺钉接骨板 95°，<br>6孔，长 100mm \$动力髌螺钉接<br>骨板 95°，8孔，长 130mm \$动      | 481.960\$ 481.980\$<br>481.900\$                                            | 瑞士Synthes GmbH.           |      |
| JC59436 | TriGen META锁定型交锁髓内<br>钉稳定尾帽 | 71656000                                                             | 71656000                                                                    | 美国 Smith & Nephew， Inc.   |      |
| JC59518 | 肱骨远端内侧钛板                    | 长度：127mm，166mm，103mm，<br>142mm，148mm 孔数： 右侧 13<br>孔，左侧 13孔，右侧 17孔，左  | 131218704\$<br>131218707\$<br>131218705\$                                   | 美国Depuy Orthopaedics, Inc |      |
| JC59529 | 胫骨近端异型(解剖)钢板(钛<br>合金)       | 3.5，2 孔，长 79mm，钛合金<br>\$3.5，4 孔，长 105mm，钛合金<br>\$3.5，6 孔，长 131mm，钛合金 | 04.120.702\$04.120.70<br>4\$04.120.706                                      | 瑞士Synthes GmbH.           |      |
| JC59692 | 脊柱用骨板                       | 24mm\$29mm                                                           | BM2P24\$ BM2P29                                                             | 法国SPINEWAY S. A. S        |      |
| JC59693 | 脊柱用骨板                       | 24mm\$29mm                                                           | BM2P24\$ BM2P29                                                             | 法国SPINEWAY S. A. S        |      |

| 流水号     | 产品名称                           | 产品规格                                             | 产品型号                                     | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| JC59694 | 脊柱用骨板                          | 34mm;                                            | BM2P34;                                  | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC59695 | 脊柱用骨板                          | 34mm;                                            | BM2P34;                                  | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC59696 | 脊柱用骨板                          | 41mm\$46mm\$50mm                                 | BM2P41\$ BM2P46\$<br>BM2P50\$            | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC59697 | 脊柱用骨板                          | 41mm\$46mm\$50mm                                 | BM2P41\$ BM2P46\$<br>BM2P50\$            | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC59698 | 脊柱用骨板                          | 41mm\$46mm\$50mm                                 | BM2P41\$ BM2P46\$<br>BM2P50\$            | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC59699 | 脊柱用骨板                          | 58mm                                             | BM2P58                                   | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC59700 | 脊柱用骨板                          | 66mm                                             | BM2P66                                   | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC59701 | 脊柱用骨板                          | 75mm\$93mm                                       | BM2P75\$ BM2P93                          | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC59709 | CENTERPIECE脊柱内固定系统<br>2.6mm 螺钉 | 2.6*5mm螺钉\$2.6 x7mm螺钉<br>\$2.6*9mm螺钉\$2.6*11mm螺钉 | 853-465\$ 853-467\$<br>853-469\$ 853-471 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC59711 | CENTERPIECE脊柱内固定系统<br>2.6mm 螺钉 | 2.6*5mm螺钉\$2.6 x7mm螺钉<br>\$2.6*9mm螺钉\$2.6*11mm螺钉 | 853-465\$ 853-467\$<br>853-469\$ 853-471 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC59712 | CENTERPIECE脊柱内固定系统<br>2.6mm 螺钉 | 2.6*5mm螺钉\$2.6 x7mm螺钉<br>\$2.6*9mm螺钉\$2.6*11mm螺钉 | 853-465\$ 853-467\$<br>853-469\$ 853-471 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC59713 | CENTERPIECE脊柱内固定系统<br>2.6mm 螺钉 | 2.6*5mm螺钉\$2.6 x7mm螺钉<br>\$2.6*9mm螺钉\$2.6*11mm螺钉 | 853-465\$ 853-467\$<br>853-469\$ 853-471 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                           | 产品规格                                             | 产品型号                                     | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| JC59714 | CENTERPIECE脊柱内固定系统<br>2.6mm 螺钉 | 2.6*5mm螺钉\$2.6 x7mm螺钉<br>\$2.6*9mm螺钉\$2.6*11mm螺钉 | 853-465\$ 853-467\$<br>853-469\$ 853-471 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC59716 | 人工骨                            | 0.8（40-5-4）                                      | HABB                                     | 韩国BioAlpha Inc.                      |      |
| JC59717 | 人工骨                            | 10（50-20-10）                                     | HABB                                     | 韩国BioAlpha Inc.                      |      |
| JC59718 | 人工骨                            | 6（50-30-4）                                       | HABB                                     | 韩国BioAlpha Inc.                      |      |
| JC59719 | 人工骨                            | 7.5（30-25-10）                                    | HABB                                     | 韩国BioAlpha Inc.                      |      |
| JC59720 | 人工骨                            | 3.0-6.0mm-10                                     | HAGE                                     | 韩国BioAlpha Inc.                      |      |
| JC59721 | 人工骨                            | 3.0-6.0mm-20                                     | HAGE                                     | 韩国BioAlpha Inc.                      |      |
| JC59722 | 人工骨                            | 3.0-6.0mm-30                                     | HAGE                                     | 韩国BioAlpha Inc.                      |      |
| JC59723 | 人工骨                            | 3.0-6.0mm-5                                      | HAGE                                     | 韩国BioAlpha Inc.                      |      |
| JC59724 | 人工骨                            | 1.0-3.0mm-0.25g                                  | HAGL                                     | 韩国BioAlpha Inc.                      |      |
| JC59725 | 人工骨                            | 1.0-3.0mm-0.5g                                   | HAGL                                     | 韩国BioAlpha Inc.                      |      |
| JC59726 | 人工骨                            | 1.0-3.0mm-1g                                     | HAGL                                     | 韩国BioAlpha Inc.                      |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                                                                 | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                    | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|
| JC59727 | 人工骨                   | 0.6-1.0mm-0.25g                                                      | HAGM                                                                | 韩国BioAlpha Inc.                                                         |      |
| JC59728 | 人工骨                   | 0.6-1.0mm-0.5g                                                       | HAGM                                                                | 韩国BioAlpha Inc.                                                         |      |
| JC59729 | 人工骨                   | 0.3-0.6mm-0.25g                                                      | HAGS                                                                | 韩国BioAlpha Inc.                                                         |      |
| JC59730 | 人工骨                   | 0.3-0.6mm-0.5g                                                       | HAGS                                                                | 韩国BioAlpha Inc.                                                         |      |
| JC59794 | 椎体植入物 Bullet-Tip（有角度） | 10mm* 26mm（6°）×9 mm                                                  | 32-10-26-L                                                          | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc.（Pioneer Surgical Technology U.S.A.） |      |
| JC59795 | 椎体植入物 Bullet-Tip（无角度） | （8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm）*（22mm、26mm、32mm）   | 32-8-22\$32-8-26\$32-8-32\$32-9-22\$32-9-26\$32-9-32\$32-10-        | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc.（Pioneer Surgical Technology U.S.A.） |      |
| JC59796 | 椎体植入物 CrossFuse（无角度）  | （14mm、18mm、22mm）*（40mm、45mm、50mm、55mm、60mm）×（7mm、9mm、11mm、13mm、15mm、 | 35-1440-7\$35-1440-9\$35-1440-11\$35-1440-13\$35-1440-15；           | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc.（Pioneer Surgical Technology U.S.A.） |      |
| JC59797 | 椎体植入物 CrossFuse（有角度）  | （14mm、18mm、22mm）*（45mm、50mm、55mm、60mm）×（7mm、9mm、11mm、13mm、15mm、      | 35-2255-9-6\$35-2255-11-6\$35-2255-13-6\$35-2255-15-6\$35-          | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc.（Pioneer Surgical Technology U.S.A.） |      |
| JC59798 | Armada 脊柱后路固定棒        | 15mm\$20mm\$30mm\$35mm\$40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm           | 8452015\$8452020\$8452025\$8452030\$8452035\$8452040\$8452045\$8452 | 美国NuVasive, Inc.:                                                       |      |
| JC59799 | Armada 脊柱后路固定棒        | 15mm\$20mm\$30mm\$35mm\$40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm           | 8452015\$8452020\$8452025\$8452030\$8452035\$8452040\$8452045\$8452 | 美国NuVasive, Inc.:                                                       |      |
| JC59800 | Armada 脊柱后路固定棒        | 15mm\$20mm\$30mm\$35mm\$40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm           | 8452015\$8452020\$8452025\$8452030\$8452035\$8452040\$8452045\$8452 | 美国NuVasive, Inc.:                                                       |      |
| JC59801 | Armada 脊柱后路固定棒        | 15mm\$20mm\$30mm\$35mm\$40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm           | 8452015\$8452020\$8452025\$8452030\$8452035\$8452040\$8452045\$8452 | 美国NuVasive, Inc.:                                                       |      |

| 流水号     | 产品名称            | 产品规格                                                                                 | 产品型号                                                                | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC59802 | Armada 脊柱后路固定棒  | 15mm\$20mm\$30mm\$35mm\$40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm                           | 8452015\$8452020\$8452025\$8452030\$8452035\$8452040\$8452045\$8452 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59803 | Armada 脊柱后路固定棒  | 15mm\$20mm\$30mm\$35mm\$40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm                           | 8452015\$8452020\$8452025\$8452030\$8452035\$8452040\$8452045\$8452 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59804 | Armada 脊柱后路固定棒  | 15mm\$20mm\$30mm\$35mm\$40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm                           | 8452015\$8452020\$8452025\$8452030\$8452035\$8452040\$8452045\$8452 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59805 | Armada 脊柱后路固定棒  | 15mm\$20mm\$30mm\$35mm\$40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm                           | 8452015\$8452020\$8452025\$8452030\$8452035\$8452040\$8452045\$8452 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59806 | Armada 脊柱后路固定棒  | 15mm\$20mm\$30mm\$35mm\$40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm\$90mm                           | 8452015\$8452020\$8452025\$8452030\$8452035\$8452040\$8452045\$8452 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59807 | Armada 脊柱后路多轴螺钉 | 4.0mm×25MM\$4.0mm×30MM\$4.0mm×35MM\$4.0mm×40MM\$4.0mm×45MM\$4.0mm×50MM\$4.0mm×55MM\$ | 8454025\$8454030\$8454035\$8454040\$8454045\$8454525\$8454530\$8454 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59808 | Armada 脊柱后路多轴螺钉 | 4.0mm×25MM\$4.0mm×30MM\$4.0mm×35MM\$4.0mm×40MM\$4.0mm×45MM\$4.0mm×50MM\$4.0mm×55MM\$ | 8454025\$8454030\$8454035\$8454040\$8454045\$8454525\$8454530\$8454 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59809 | Armada 脊柱后路多轴螺钉 | 4.0mm×25MM\$4.0mm×30MM\$4.0mm×35MM\$4.0mm×40MM\$4.0mm×45MM\$4.0mm×50MM\$4.0mm×55MM\$ | 8454025\$8454030\$8454035\$8454040\$8454045\$8454525\$8454530\$8454 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59810 | Armada 脊柱后路多轴螺钉 | 4.0mm×25MM\$4.0mm×30MM\$4.0mm×35MM\$4.0mm×40MM\$4.0mm×45MM\$4.0mm×50MM\$4.0mm×55MM\$ | 8454025\$8454030\$8454035\$8454040\$8454045\$8454525\$8454530\$8454 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59811 | Armada 脊柱后路多轴螺钉 | 4.0mm×25MM\$4.0mm×30MM\$4.0mm×35MM\$4.0mm×40MM\$4.0mm×45MM\$4.0mm×50MM\$4.0mm×55MM\$ | 8454025\$8454030\$8454035\$8454040\$8454045\$8454525\$8454530\$8454 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59812 | Armada 脊柱后路多轴螺钉 | 4.0mm×25MM\$4.0mm×30MM\$4.0mm×35MM\$4.0mm×40MM\$4.0mm×45MM\$4.0mm×50MM\$4.0mm×55MM\$ | 8454025\$8454030\$8454035\$8454040\$8454045\$8454525\$8454530\$8454 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59813 | Armada 脊柱后路多轴螺钉 | 4.0mm×25MM\$4.0mm×30MM\$4.0mm×35MM\$4.0mm×40MM\$4.0mm×45MM\$4.0mm×50MM\$4.0mm×55MM\$ | 8454025\$8454030\$8454035\$8454040\$8454045\$8454525\$8454530\$8454 | 美国NuVasive, Inc.: |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                                | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC59814 | Armada 脊柱后路单平面螺钉 | 4.0mm×25MM\$4.0mm×30MM\$4.0mm×35MM\$4.0mm×40MM\$4.0mm×45MM\$4.0mm×50MM\$4.0mm×55MM\$        | 8644025\$8644030\$8644035\$8644040\$8644045\$8644525\$8644530\$8644 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59815 | Armada 脊柱后路单平面螺钉 | 4.0mm×25MM\$4.0mm×30MM\$4.0mm×35MM\$4.0mm×40MM\$4.0mm×45MM\$4.0mm×50MM\$4.0mm×55MM\$        | 8644025\$8644030\$8644035\$8644040\$8644045\$8644525\$8644530\$8644 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59816 | Armada 脊柱后路固定螺钉  | 4.0mm×25MM\$4.0mm×30MM\$4.0mm×35MM\$4.0mm×40MM\$4.0mm×45MM\$4.0mm×50MM\$4.0mm×55MM\$        | 8644025\$8644030\$8644035\$8644040\$8644045\$8644525\$8644530\$8644 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59817 | Armada 脊柱后路固定螺钉  | 4.0mm×25MM\$4.0mm×30MM\$4.0mm×35MM\$4.0mm×40MM\$4.0mm×45MM\$4.0mm×50MM\$4.0mm×55MM\$        | 8644025\$8644030\$8644035\$8644040\$8644045\$8644525\$8644530\$8644 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59818 | Armada 脊柱后路固定螺钉  | 4.0mm×25MM\$4.0mm×30MM\$4.0mm×35MM\$4.0mm×40MM\$4.0mm×45MM\$4.0mm×50MM\$4.0mm×55MM\$        | 8644025\$8644030\$8644035\$8644040\$8644045\$8644525\$8644530\$8644 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59819 | Armada 脊柱后路固定螺钉  | 4.0mm×25MM\$4.0mm×30MM\$4.0mm×35MM\$4.0mm×40MM\$4.0mm×45MM\$4.0mm×50MM\$4.0mm×55MM\$        | 8644025\$8644030\$8644035\$8644040\$8644045\$8644525\$8644530\$8644 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59820 | Armada 预锁紧螺钉     | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$4.0mm*45mm\$4.0mm*50mm\$4.0mm*55mm\$4.5mm*25m | 8644025\$8644030\$8644035\$8644040\$8644045\$8644525\$8644530\$8644 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59821 | Armada 预锁紧螺钉     | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30\$4.0mm*35mm\$4.0mm*40mm\$4.0mm*45mm\$4.0mm*50mm\$4.0mm*55mm\$4.5mm*25m | 8644025\$8644030\$8644035\$8644040\$8644045\$8644525\$8644530\$8644 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59822 | Armada 复位螺钉      | 5.5mm*30mm\$5.5mm*35mm\$5.5mm*40mm\$5.5mm*45mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*55mm\$6.5mm*30mm\$6.5mm*3 | 8275530\$8275535\$8275540\$8275545\$8275550\$8275555\$8276530\$8276 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59823 | Armada 复位螺钉      | 5.5mm*30mm\$5.5mm*35mm\$5.5mm*40mm\$5.5mm*45mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*55mm\$6.5mm*30mm\$6.5mm*3 | 8275530\$8275535\$8275540\$8275545\$8275550\$8275555\$8276530\$8276 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59824 | Armada 复位螺钉      | 5.5mm*30mm\$5.5mm*35mm\$5.5mm*40mm\$5.5mm*45mm\$5.5mm*50mm\$5.5mm*55mm\$6.5mm*30mm\$6.5mm*3 | 8275530\$8275535\$8275540\$8275545\$8275550\$8275555\$8276530\$8276 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59825 | Armada 可调整横向连接器  | 45-50mm\$50-60mm\$60-70mm                                                                   | 8450245\$8450250\$8450260\$                                         | 美国NuVasive, Inc.: |      |

| 流水号     | 产品名称            | 产品规格                                                                                               | 产品型号                                                                | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC59826 | Armada 可调整横向连接器 | 45-50mm\$50-60mm\$60-70mm                                                                          | 8450245\$8450250\$8450260\$                                         | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59827 | Armada 可调整横向连接器 | 45-50mm\$50-60mm\$60-70mm                                                                          | 8450245\$8450250\$8450260\$                                         | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59828 | Armada 可调整横向连接器 | 45-50mm\$50-60mm\$60-70mm                                                                          | 8450245\$8450250\$8450260\$                                         | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59829 | Armada 可调整横向连接器 | 45-50mm\$50-60mm\$60-70mm                                                                          | 8450245\$8450250\$8450260\$                                         | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59830 | Armada 可调整横向连接器 | 45-50mm\$50-60mm\$60-70mm                                                                          | 8450245\$8450250\$8450260\$                                         | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59831 | Armada 可调整横向连接器 | 45-50mm\$50-60mm\$60-70mm                                                                          | 8450245\$8450250\$8450260\$                                         | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59832 | Armada 脊柱后路固定棒  | 95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$145mm\$150mm\$160mm\$165mm\$1 | 8452095\$8452100\$8452105\$8452110\$8452115\$8452120\$8452125\$8452 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59833 | Armada 脊柱后路固定棒  | 95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$145mm\$150mm\$160mm\$165mm\$1 | 8452095\$8452100\$8452105\$8452110\$8452115\$8452120\$8452125\$8452 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59834 | Armada 脊柱后路固定棒  | 200mm\$210mm\$220mm\$230mm\$240mm\$250mm\$260mm\$270mm\$280mm\$290mm\$300mm\$310mm\$320mm\$330mm\$ | 8452095\$8452100\$8452105\$8452110\$8452115\$8452120\$8452125\$8452 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59835 | Armada 脊柱后路固定棒  | 200mm\$210mm\$220mm\$230mm\$240mm\$250mm\$260mm\$270mm\$280mm\$290mm\$300mm\$310mm\$320mm\$330mm\$ | 8452095\$8452100\$8452105\$8452110\$8452115\$8452120\$8452125\$8452 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59836 | Armada 脊柱后路固定棒  | 200mm\$210mm\$220mm\$230mm\$240mm\$250mm\$260mm\$270mm\$280mm\$290mm\$300mm\$310mm\$320mm\$330mm\$ | 8452095\$8452100\$8452105\$8452110\$8452115\$8452120\$8452125\$8452 | 美国NuVasive, Inc.: |      |
| JC59837 | Armada 脊柱后路固定棒  | 200mm\$210mm\$220mm\$230mm\$240mm\$250mm\$260mm\$270mm\$280mm\$290mm\$300mm\$310mm\$320mm\$330mm\$ | 8452095\$8452100\$8452105\$8452110\$8452115\$8452120\$8452125\$8452 | 美国NuVasive, Inc.: |      |

| 流水号     | 产品名称                     | 产品规格                                                                                       | 产品型号                                                              | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| JC59844 | 椎间融合器（商品名：“冠亚”           | D型： 594-09056 / 10056 / 11056 / 12056 / 13056 / 14056<br>594-09106 / 10106 / 11106 /       | D型： 24mm（长度）*9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14mm（高度） M型：                 | 台湾冠亚生技股份有限公司                         |      |
| JC60205 | VENTURE 颈椎前路钢板系统<br>自攻螺钉 | 4.0×11自攻螺钉\$4.0×13自攻螺钉\$4.0×15自攻螺钉\$4.0×17自攻螺钉\$4.0×19自攻螺钉                                 | 9790211\$ 9790213\$ 9790215\$ 9790217\$ 9790219\$ 9790311\$       | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC60208 | VENTURE 颈椎前路钢板系统<br>自钻螺钉 | 4.0×11自钻螺钉\$4.0×13自钻螺钉\$4.0×15自钻螺钉\$4.0×17自钻螺钉\$4.0×19自钻螺钉                                 | 9790221\$ 9790223\$ 9790225\$ 9790227\$ 9790229\$ 9790321\$       | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC60209 | 交锁型肱骨髓内钉锁钉               | 5.0mm*20.0mm\$5.0mm*22.5mm\$5.0mm*25.0mm\$5.0mm*27.5mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*32.5mm\$5.0mm*35 | HCA5200-S\$HCA5225-S\$HCA5250-S\$HCA5275-S\$HCA5300-S\$HCA5325-   | 美国 Acumed LLC                        |      |
| JC60210 | 交锁型肱骨髓内钉主钉               | 8mm*200mm\$8mm*220mm\$8mm*240mm\$8mm*260mm\$8mm*280mm\$7mm*200mm\$7mm X220mm\$7mm          | HR-0820-S\$HR-0822-S\$HR-0824-S\$HR-0826-S\$HR-0828-S\$HRH-       | 美国 Acumed LLC                        |      |
| JC60212 | 固定螺钉                     | 3mm*4.4mm                                                                                  | BM1CPS                                                            | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC60213 | 固定螺钉                     | 3mm*4.4mm                                                                                  | BM1CPS                                                            | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC60214 | 固定螺钉                     | 3mm*4.4mm                                                                                  | BM1CPS                                                            | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC60215 | 固定螺钉                     | 3mm*4.4mm                                                                                  | BM1CPS                                                            | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC60216 | 远端螺钉                     | 4.0mm*12mm\$4.0mm*14mm\$4.0mm*16mm\$4.0mm*18mm\$4.0mm*20mm\$4.5mm*12mm\$4.5mm*14mm\$4,     | BM1S4012\$ BM1S4014\$ BM1S4016\$ BM1S4018\$ BM1S4020\$ BM1S4512\$ | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC60217 | 远端螺钉                     | 4.0mm*12mm\$4.0mm*14mm\$4.0mm*16mm\$4.0mm*18mm\$4.0mm*20mm\$4.5mm*12mm\$4.5mm*14mm\$4,     | BM1S4012\$ BM1S4014\$ BM1S4016\$ BM1S4018\$ BM1S4020\$ BM1S4512\$ | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC60218 | 远端螺钉                     | 4.0mm*12mm\$4.0mm*14mm\$4.0mm*16mm\$4.0mm*18mm\$4.0mm*20mm\$4.5mm*12mm\$4.5mm*14mm\$4,     | BM1S4012\$ BM1S4014\$ BM1S4016\$ BM1S4018\$ BM1S4020\$ BM1S4512\$ | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |



| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                                                                | 产品型号                                                              | 生产企业               | 挂网企业 |
|---------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| JC60219 | 远端螺钉 | 4. 0mm*12mm\$4. 0mm*14mm\$4. 0mm*16mm\$4. 0mm*18mm\$4. 0mm*20mm\$4. 5mm*12mm\$4. 5mm*14mm\$4,       | BM1S4012\$ BM1S4014\$ BM1S4016\$ BM1S4018\$ BM1S4020\$ BM1S4512\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC60220 | 远端螺钉 | 4. 0mm*12mm\$4. 0mm*14mm\$4. 0mm*16mm\$4. 0mm*18mm\$4. 0mm*20mm\$4. 5mm*12mm\$4. 5mm*14mm\$4,       | BM1S4012\$ BM1S4014\$ BM1S4016\$ BM1S4018\$ BM1S4020\$ BM1S4512\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC60221 | 远端螺钉 | 4. 0mm*12mm\$4. 0mm*14mm\$4. 0mm*16mm\$4. 0mm*18mm\$4. 0mm*20mm\$4. 5mm*12mm\$4. 5mm*14mm\$4,       | BM1S4012\$ BM1S4014\$ BM1S4016\$ BM1S4018\$ BM1S4020\$ BM1S4512\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC60222 | 远端螺钉 | 4. 0mm*12mm\$4. 0mm*14mm\$4. 0mm*16mm\$4. 0mm*18mm\$4. 0mm*20mm\$4. 5mm*12mm\$4. 5mm*14mm\$4,       | BM1S4012\$ BM1S4014\$ BM1S4016\$ BM1S4018\$ BM1S4020\$ BM1S4512\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC60223 | 远端螺钉 | 4. 0mm*12mm\$4. 0mm*14mm\$4. 0mm*16mm\$4. 0mm*18mm\$4. 0mm*20mm\$4. 5mm*12mm\$4. 5mm*14mm\$4,       | BM1S4012\$ BM1S4014\$ BM1S4016\$ BM1S4018\$ BM1S4020\$ BM1S4512\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC60224 | 远端螺钉 | 4. 0mm*12mm\$4. 0mm*14mm\$4. 0mm*16mm\$4. 0mm*18mm\$4. 0mm*20mm\$4. 5mm*12mm\$4. 5mm*14mm\$4,       | BM1S4012\$ BM1S4014\$ BM1S4016\$ BM1S4018\$ BM1S4020\$ BM1S4512\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC60225 | 远端螺钉 | 4. 0mm*12mm\$4. 0mm*14mm\$4. 0mm*16mm\$4. 0mm*18mm\$4. 0mm*20mm\$4. 5mm*12mm\$4. 5mm*14mm\$4,       | BM1S4012\$ BM1S4014\$ BM1S4016\$ BM1S4018\$ BM1S4020\$ BM1S4512\$ | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC60226 | 中心螺钉 | 4. 0mm*12mm\$4. 0mm*14mm\$4. 0mm*16mm\$4. 0mm*18mm\$4. 5mm*12mm\$4. 5mm*14mm\$4. 5mm*16mm\$4. 5mm*1 | BM1SC4012\$ BM1SC4014\$ BM1SC4016\$                               | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC60227 | 中心螺钉 | 4. 0mm*12mm\$4. 0mm*14mm\$4. 0mm*16mm\$4. 0mm*18mm\$4. 5mm*12mm\$4. 5mm*14mm\$4. 5mm*16mm\$4. 5mm*1 | BM1SC4012\$ BM1SC4014\$ BM1SC4016\$                               | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC60228 | 中心螺钉 | 4. 0mm*12mm\$4. 0mm*14mm\$4. 0mm*16mm\$4. 0mm*18mm\$4. 5mm*12mm\$4. 5mm*14mm\$4. 5mm*16mm\$4. 5mm*1 | BM1SC4012\$ BM1SC4014\$ BM1SC4016\$                               | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC60229 | 中心螺钉 | 4. 0mm*12mm\$4. 0mm*14mm\$4. 0mm*16mm\$4. 0mm*18mm\$4. 5mm*12mm\$4. 5mm*14mm\$4. 5mm*16mm\$4. 5mm*1 | BM1SC4012\$ BM1SC4014\$ BM1SC4016\$                               | 法国SPINEWAY S. A. S |      |
| JC60230 | 中心螺钉 | 4. 0mm*12mm\$4. 0mm*14mm\$4. 0mm*16mm\$4. 0mm*18mm\$4. 5mm*12mm\$4. 5mm*14mm\$4. 5mm*16mm\$4. 5mm*1 | BM1SC4012\$ BM1SC4014\$ BM1SC4016\$                               | 法国SPINEWAY S. A. S |      |

| 流水号     | 产品名称                                      | 产品规格                                                                                                | 产品型号                                                               | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC60231 | 中心螺钉                                      | 4. 0mm*12mm\$4. 0mm*14mm\$4. 0mm*16mm\$4. 0mm*18mm\$4. 5mm*12mm\$4. 5mm*14mm\$4. 5mm*16mm\$4. 5mm*1 | BM1SC4012\$<br>BM1SC4014\$<br>BM1SC4016\$                          | 法国SPINEWAY S. A. S      |      |
| JC60354 | INTERTAN联合加压交锁髓内钉尾钉                       | 71672030                                                                                            | 71672030                                                           | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC60355 | INTERTAN 尾帽                               | 71675040                                                                                            | 71675040                                                           | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC60356 | TriGen InterTAN髌部联合加压交锁髓内钉130° (钛合金, 灭菌装) | /                                                                                                   | 71675207\$71675208                                                 | 美国 Smith & Nephew Inc   |      |
| JC60357 | INTERTAN联合加压交锁髓内钉                         | /                                                                                                   | 71675383\$71675384                                                 | 美国 Smith & Nephew Inc   |      |
| JC60358 | INTERTAN 近端组合拉力螺钉                         | 70mm-125mm                                                                                          | 71677070\$71677075\$71677080\$71677085\$71677090\$71677095\$716771 | 美国 Smith & Nephew Inc   |      |
| JC60359 | INTERTAN联合加压交锁髓内钉近端锁钉                     | 70mm-125mm                                                                                          | 71678070\$71678075\$71678080\$71678085\$71678090\$71678095\$716780 | 美国 Smith & Nephew Inc   |      |
| JC60832 | 球囊导管                                      | BMK20\$BMK15                                                                                        | BMK20\$ BMK15                                                      | 韩国 BM Korea Co., Ltd.   |      |
| JC60833 | 球囊导管                                      | BMK20\$BMK15                                                                                        | BMK20\$ BMK15                                                      | 韩国 BM Korea Co., Ltd.   |      |
| JC60834 | 起始套管                                      | 起始套管                                                                                                | BMK-K1                                                             | 韩国 BM Korea Co., Ltd.   |      |
| JC60835 | 起始套管                                      | 起始套管                                                                                                | BMK-K1                                                             | 韩国 BM Korea Co., Ltd.   |      |
| JC60836 | 起始套管                                      | 起始套管                                                                                                | BMK-K1                                                             | 韩国 BM Korea Co., Ltd.   |      |

| 流水号     | 产品名称  | 产品规格  | 产品型号   | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|-------|-------|--------|-----------------------|------|
| JC60837 | 起始套管  | 起始套管  | BMK-K1 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60838 | 起始套管针 | 起始套管针 | BMK-K2 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60839 | 起始套管针 | 起始套管针 | BMK-K2 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60840 | 起始套管针 | 起始套管针 | BMK-K2 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60841 | 起始套管针 | 起始套管针 | BMK-K2 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60842 | 引导针   | 引导针   | BMK-K3 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60843 | 引导针   | 引导针   | BMK-K3 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60844 | 引导针   | 引导针   | BMK-K3 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60845 | 引导针   | 引导针   | BMK-K3 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60846 | 通路套管  | 通路套管  | BMK-K4 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60847 | 通路套管  | 通路套管  | BMK-K4 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60848 | 通路套管  | 通路套管  | BMK-K4 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格   | 产品型号   | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|--------|--------|--------|-----------------------|------|
| JC60849 | 通路套管   | 通路套管   | BMK-K4 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60850 | 通路套管针  | 通路套管针  | BMK-K5 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60851 | 通路套管针  | 通路套管针  | BMK-K5 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60852 | 通路套管针  | 通路套管针  | BMK-K5 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60853 | 通路套管针  | 通路套管针  | BMK-K5 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60854 | 骨水泥灌注管 | 骨水泥灌注管 | BMK-K6 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60855 | 骨水泥灌注管 | 骨水泥灌注管 | BMK-K6 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60856 | 骨水泥灌注管 | 骨水泥灌注管 | BMK-K6 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60857 | 骨水泥灌注管 | 骨水泥灌注管 | BMK-K6 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60858 | 骨水泥推棒  | 骨水泥推棒  | BMK-K7 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60859 | 骨水泥推棒  | 骨水泥推棒  | BMK-K7 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |
| JC60860 | 骨水泥推棒  | 骨水泥推棒  | BMK-K7 | 韩国 BM Korea Co.， Ltd. |      |

| 流水号     | 产品名称                   | 产品规格                                        | 产品型号                                                | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC60861 | 骨水泥推棒                  | 骨水泥推棒                                       | BMK-K7                                              | 韩国 BM Korea Co. , Ltd.                                                              |      |
| JC60862 | 钻                      | 钻                                           | BMK-K8                                              | 韩国 BM Korea Co. , Ltd.                                                              |      |
| JC60863 | 钻                      | 钻                                           | BMK-K8                                              | 韩国 BM Korea Co. , Ltd.                                                              |      |
| JC60864 | 钻                      | 钻                                           | BMK-K8                                              | 韩国 BM Korea Co. , Ltd.                                                              |      |
| JC60865 | 钻                      | 钻                                           | BMK-K8                                              | 韩国 BM Korea Co. , Ltd.                                                              |      |
| JC60866 | 压力泵                    | 包括压力泵体、压力泵头、活塞头、接头、活塞负荷、活塞负荷塞子、连接体、3通阀和连接线。 | BMP                                                 | 韩国 BM Korea Co. , Ltd.                                                              |      |
| JC60867 | 压力泵                    | 包括压力泵体、压力泵头、活塞头、接头、活塞负荷、活塞负荷塞子、连接体、3通阀和连接线。 | BMP                                                 | 韩国 BM Korea Co. , Ltd.                                                              |      |
| JC60868 | DHS爪钢板                 | 135°                                        | 222700090                                           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC60869 | 动力髌加压板 (DCS) 6孔以下 钛合金  | 95° 6H                                      | 262306095                                           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC60870 | DHS爪钛板                 | 135°                                        | 262700090                                           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC60871 | 动力髌加压钢板6孔以下 (DHS) 钛合金  | 2H135° \$3H135° \$4H135° \$5H135° \$6H 135° | 262302135\$<br>262303135\$<br>262304135\$           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC60872 | 动力髌加压钢板 (DCS) 6孔以上 钛合金 | 8H95° \$10H95° \$12H95° \$14H95°            | 262308095\$<br>262310095\$<br>262312095\$ 262314095 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称                    | 产品规格                                            | 产品型号                                                | 生产企业                                                                                      | 挂网企业 |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC60873 | 动力髌加压钢板（6孔以上）<br>钛合金    | 8H135° \$10H135° \$12H 135°                     | 262308135\$<br>262310135\$ 262312135                | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC60874 | 点状接触DHS钢板6孔以下 钛<br>合金   | 4H135° \$5H135° \$6H 135°                       | 262504135\$<br>262505135\$ 262506135                | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC60875 | 点状接触DHS钢板6孔以上 钛<br>合金   | 8H135° \$10H135° \$12H135° \$14<br>H 135°       | 262508135\$<br>262510135\$<br>262512135\$ 262514135 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC60876 | 动力髌加压钢板6孔以下 不<br>锈钢     | 2H135° \$3H135° \$4H135° \$5H13<br>5° \$6H 135° | 933502135\$<br>933503135\$<br>933504135\$           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC60877 | 动力髌加压钢板6孔以下 不<br>锈钢     | 4H95° \$5H95° \$6H 95°                          | 933504095\$<br>933505095\$ 933506095                | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC60878 | 动力髌加压钢板6孔以上 不<br>锈钢     | 8H135° \$10H135° \$12H135° \$14<br>H 135°       | 933508135\$<br>933510135\$<br>933512135\$ 933514135 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC60879 | 点状接触DHS钢板6孔以下 不<br>锈钢   | 2H135° \$3H135° \$4H135° \$5H13<br>5° \$6H 135° | 933602135\$<br>933603135\$<br>933604135\$           | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC60880 | 点状接触动力髌加压钢板6孔<br>以上 不锈钢 | 8H135° \$10H135° \$12H135° \$14<br>H 135°       | 933608135\$<br>933610135\$<br>933612135\$ 933614135 | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic<br>Equipment Manufacturer Ltd.（匈牙利索娜蒙托有限<br>公司） |      |
| JC60881 | XIA 4.5 螺塞              | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞           | 48130000                                            | 法国Stryker Spine S.A.S                                                                     |      |
| JC60882 | XIA 4.5 螺塞              | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞           | 48130000                                            | 法国Stryker Spine S.A.S                                                                     |      |
| JC60883 | XIA 4.5 螺塞              | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞           | 48130000                                            | 法国Stryker Spine S.A.S                                                                     |      |
| JC60884 | XIA 4.5 螺塞              | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞           | 48130000                                            | 法国Stryker Spine S.A.S                                                                     |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格                                  | 产品型号     | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|------|
| JC60885 | XIA 4.5 螺塞 | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞 | 48130000 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60886 | XIA 4.5 螺塞 | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞 | 48130000 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60887 | XIA 4.5 螺塞 | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞 | 48130000 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60888 | XIA 4.5 螺塞 | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞 | 48130000 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60889 | XIA 4.5 螺塞 | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞 | 48130000 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60890 | XIA 4.5 螺塞 | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞 | 48130000 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60891 | XIA 4.5 螺塞 | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞 | 48130000 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60892 | XIA 4.5 螺塞 | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞 | 48130000 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60893 | XIA 4.5 螺塞 | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞 | 48130000 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60894 | XIA 4.5 螺塞 | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞 | 48130000 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60895 | XIA 4.5 螺塞 | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞 | 48130000 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60896 | XIA 4.5 螺塞 | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞 | 48130000 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格                                  | 产品型号     | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|------|
| JC60897 | XIA 4.5 螺塞 | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞 | 48130000 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60898 | XIA 4.5 螺塞 | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞 | 48130000 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60899 | XIA 4.5 螺塞 | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞 | 48130000 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60900 | XIA 4.5 螺塞 | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞 | 48130000 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60901 | XIA 4.5 螺塞 | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞 | 48130000 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60902 | XIA 4.5 螺塞 | XIA 4.5 单轴螺钉锁定螺塞\$XIA<br>4.5 多轴螺钉锁定螺塞 | 48130000 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60903 | XIA 4.5 棒  | 钛合金棒，长度200mm                          | 48133200 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60904 | XIA 4.5 棒  | 钛合金棒，长度200mm                          | 48133200 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60905 | XIA 4.5 棒  | 钛合金棒，长度200mm                          | 48133200 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60906 | XIA 4.5 棒  | 钛合金棒，长度200mm                          | 48133200 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60907 | XIA 4.5 棒  | 钛合金棒，长度200mm                          | 48133200 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60908 | XIA 4.5 棒  | 钛合金棒，长度200mm                          | 48133200 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |



| 流水号     | 产品名称          | 产品规格         | 产品型号     | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------|----------|-----------------------|------|
| JC60909 | XIA 4.5 棒     | 钛合金棒，长度200mm | 48133200 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60910 | XIA 4.5 棒     | 钛合金棒，长度200mm | 48133200 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60911 | XIA 4.5 可调横联器 | 可调，长度24-30mm | 48133224 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60912 | XIA 4.5 可调横联器 | 可调，长度30-36mm | 48133230 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60913 | XIA 4.5 可调横联器 | 可调，长度30-36mm | 48133230 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60914 | XIA 4.5 可调横联器 | 可调，长度36-45mm | 48133236 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60915 | XIA 4.5 可调横联器 | 可调，长度36-45mm | 48133236 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60916 | XIA 4.5 可调横联器 | 可调，长度45-60mm | 48133245 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60917 | XIA 4.5 可调横联器 | 可调，长度45-60mm | 48133245 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60918 | XIA 4.5 可调横联器 | 可调，长度45-60mm | 48133245 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60919 | XIA 4.5 棒     | 钛合金棒，长度480mm | 48133480 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60920 | XIA 4.5 棒     | 钛合金棒，长度480mm | 48133480 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                            | 产品型号                                                            | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC60921 | XIA 4.5 棒      | 钛合金棒，长度480mm                                    | 48133480                                                        | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60922 | XIA 4.5 棒      | 钛合金棒，长度480mm                                    | 48133480                                                        | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60923 | XIA 4.5 棒      | 钛合金棒，长度480mm                                    | 48133480                                                        | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60924 | XIA 4.5 棒      | 钛合金棒，长度480mm                                    | 48133480                                                        | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60925 | XIA 4.5 棒      | 钛合金棒，长度480mm                                    | 48133480                                                        | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60926 | XIA 4.5 可延伸连接器 | 可延伸连接器，小号                                       | 48135103                                                        | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60927 | XIA 4.5 可延伸连接器 | 可延伸连接器，小号                                       | 48135103                                                        | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60928 | XIA 4.5 连接器    | 可延伸的连接器，大号                                      | 48135104                                                        | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60929 | XIA 4.5 骨钩     | 椎板钩，小\$椎板钩，中\$椎板钩，大\$椎板钩，带角度的\$椎板钩，胸椎的\$椎板钩，延长的 | 48130201\$ 48130202\$ 48130203\$ 48130208\$ 48130210\$ 48130204 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60930 | XIA 4.5 骨钩     | 椎板钩，小\$椎板钩，中\$椎板钩，大\$椎板钩，带角度的\$椎板钩，胸椎的\$椎板钩，延长的 | 48130201\$ 48130202\$ 48130203\$ 48130208\$ 48130210\$ 48130204 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60931 | XIA 4.5 骨钩     | 胸椎偏体钩，左\$胸椎偏体钩，右                                | 48130212\$ 48130213                                             | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60932 | XIA 4.5 骨钩     | 胸椎偏体钩，左\$胸椎偏体钩，右                                | 48130212\$ 48130213                                             | 法国Stryker Spine S.A.S |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                       | 产品型号                                                               | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC60933 | XIA 4.5 骨钩    | 胸椎偏体钩，左\$胸椎偏体钩，右                                           | 48130212\$ 48130213                                                | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60934 | XIA 4.5 骨钩    | 上胸椎椎板钩，左\$上胸椎椎板钩，右                                         | 48130214\$ 48130215                                                | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60935 | XIA 4.5 骨钩    | 上胸椎椎板钩，左\$上胸椎椎板钩，右                                         | 48130214\$ 48130215                                                | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60936 | XIA 4.5 骨钩    | 上胸椎椎板钩，左\$上胸椎椎板钩，右                                         | 48130214\$ 48130215                                                | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60937 | XIA 4.5 骨钩    | 椎弓根钩，小号\$椎弓根钩，大号                                           | 48130220\$ 48130221                                                | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60938 | XIA 4.5 骨钩    | 椎弓根钩，小号\$椎弓根钩，大号                                           | 48130220\$ 48130221                                                | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60939 | XIA 4.5 骨钩    | 椎弓根钩，小号\$椎弓根钩，大号                                           | 48130220\$ 48130221                                                | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60940 | XIA 4.5 骨钩    | 横突钩，左\$横突钩，右                                               | 48130230\$ 48130231                                                | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60941 | XIA 4.5 骨钩    | 横突钩，左\$横突钩，右                                               | 48130230\$ 48130231                                                | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60942 | XIA 4.5 骨钩    | 横突钩，左\$横突钩，右                                               | 48130230\$ 48130231                                                | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60943 | XIA 4.5 固定横联器 | 固定，21mm\$固定，23mm\$固定，24mm                                  | 48133021\$ 48133023\$ 48133024                                     | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60944 | XIA 4.5 单轴螺钉  | 直径4.0mm，长度20mm\$直径4.0mm，长度25mm\$直径4.0mm，长度30mm\$直径4.0mm，长度 | 48134020\$48134025\$48134030\$48134035\$48134040\$48134525\$481345 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |

| 流水号     | 产品名称         | 产品规格                                                       | 产品型号                                                               | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC60945 | XIA 4.5 单轴螺钉 | 直径4.0mm，长度20mm\$直径4.0mm，长度25mm\$直径4.0mm，长度30mm\$直径4.0mm，长度 | 48134020\$48134025\$48134030\$48134035\$48134040\$48134525\$481345 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60946 | XIA 4.5 单轴螺钉 | 直径4.0mm，长度20mm\$直径4.0mm，长度25mm\$直径4.0mm，长度30mm\$直径4.0mm，长度 | 48134020\$48134025\$48134030\$48134035\$48134040\$48134525\$481345 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60947 | XIA 4.5 单轴螺钉 | 直径4.0mm，长度20mm\$直径4.0mm，长度25mm\$直径4.0mm，长度30mm\$直径4.0mm，长度 | 48134020\$48134025\$48134030\$48134035\$48134040\$48134525\$481345 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60948 | XIA 4.5 单轴螺钉 | 直径4.0mm，长度20mm\$直径4.0mm，长度25mm\$直径4.0mm，长度30mm\$直径4.0mm，长度 | 48134020\$48134025\$48134030\$48134035\$48134040\$48134525\$481345 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60949 | XIA 4.5 单轴螺钉 | 直径4.0mm，长度20mm\$直径4.0mm，长度25mm\$直径4.0mm，长度30mm\$直径4.0mm，长度 | 48134020\$48134025\$48134030\$48134035\$48134040\$48134525\$481345 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60950 | XIA 4.5 单轴螺钉 | 直径4.0mm，长度20mm\$直径4.0mm，长度25mm\$直径4.0mm，长度30mm\$直径4.0mm，长度 | 48134020\$48134025\$48134030\$48134035\$48134040\$48134525\$481345 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60951 | XIA 4.5 单轴螺钉 | 直径4.0mm，长度20mm\$直径4.0mm，长度25mm\$直径4.0mm，长度30mm\$直径4.0mm，长度 | 48134020\$48134025\$48134030\$48134035\$48134040\$48134525\$481345 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60952 | XIA 4.5 单轴螺钉 | 直径4.0mm，长度20mm\$直径4.0mm，长度25mm\$直径4.0mm，长度30mm\$直径4.0mm，长度 | 48134020\$48134025\$48134030\$48134035\$48134040\$48134525\$481345 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60953 | XIA 4.5 单轴螺钉 | 直径4.0mm，长度20mm\$直径4.0mm，长度25mm\$直径4.0mm，长度30mm\$直径4.0mm，长度 | 48134020\$48134025\$48134030\$48134035\$48134040\$48134525\$481345 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60954 | XIA 4.5 单轴螺钉 | 直径4.0mm，长度20mm\$直径4.0mm，长度25mm\$直径4.0mm，长度30mm\$直径4.0mm，长度 | 48134020\$48134025\$48134030\$48134035\$48134040\$48134525\$481345 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60955 | XIA 4.5 单轴螺钉 | 直径4.0mm，长度20mm\$直径4.0mm，长度25mm\$直径4.0mm，长度30mm\$直径4.0mm，长度 | 48134020\$48134025\$48134030\$48134035\$48134040\$48134525\$481345 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60956 | XIA 4.5 单轴螺钉 | 直径4.0mm，长度20mm\$直径4.0mm，长度25mm\$直径4.0mm，长度30mm\$直径4.0mm，长度 | 48134020\$48134025\$48134030\$48134035\$48134040\$48134525\$481345 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                               | 产品型号                                                                       | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC60957 | XIA 4.5 棒棒连接器 | 棒棒连接器，直径4.5mm-4.5mm\$<br>棒棒连接器，直径4.5mm-6.0mm                       | 48135000\$48135001                                                         | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60958 | XIA 4.5 棒棒连接器 | 棒棒连接器，直径4.5mm-4.5mm\$<br>棒棒连接器，直径4.5mm-6.0mm                       | 48135000\$48135001                                                         | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60959 | XIA 4.5 偏体连接器 | 偏体连接器，30mm\$偏体连接器<br>70mm                                          | 48135101\$48135102                                                         | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60960 | XIA 4.5 偏体连接器 | 偏体连接器，30mm\$偏体连接器<br>70mm                                          | 48135101\$48135102                                                         | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60961 | XIA 4.5 骺骨连接器 | 骺骨连接器，平行的\$骺骨连接<br>器，15度的\$骺骨连接器，25度<br>的\$骺骨连接器，35度的\$骺骨连         | 48135105\$48135106\$48<br>135107\$48135108\$4813<br>5109                   | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60962 | XIA 4.5 骺骨连接器 | 骺骨连接器，平行的\$骺骨连接<br>器，15度的\$骺骨连接器，25度<br>的\$骺骨连接器，35度的\$骺骨连         | 48135105\$48135106\$48<br>135107\$48135108\$4813<br>5109                   | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60963 | XIA 4.5 多轴螺钉  | 直径4.0mm，长度20mm\$直径<br>4.0mm，长度25mm\$直径4.0mm，<br>长度30mm\$直径4.0mm，长度 | 48144020\$48144025\$48<br>144030\$48144035\$4814<br>4040\$48144525\$481445 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60964 | XIA 4.5 多轴螺钉  | 直径4.0mm，长度20mm\$直径<br>4.0mm，长度25mm\$直径4.0mm，<br>长度30mm\$直径4.0mm，长度 | 48144020\$48144025\$48<br>144030\$48144035\$4814<br>4040\$48144525\$481445 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60965 | XIA 4.5 多轴螺钉  | 直径4.0mm，长度20mm\$直径<br>4.0mm，长度25mm\$直径4.0mm，<br>长度30mm\$直径4.0mm，长度 | 48144020\$48144025\$48<br>144030\$48144035\$4814<br>4040\$48144525\$481445 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60966 | XIA 4.5 多轴螺钉  | 直径4.0mm，长度20mm\$直径<br>4.0mm，长度25mm\$直径4.0mm，<br>长度30mm\$直径4.0mm，长度 | 48144020\$48144025\$48<br>144030\$48144035\$4814<br>4040\$48144525\$481445 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60967 | XIA 4.5 多轴螺钉  | 直径4.0mm，长度20mm\$直径<br>4.0mm，长度25mm\$直径4.0mm，<br>长度30mm\$直径4.0mm，长度 | 48144020\$48144025\$48<br>144030\$48144035\$4814<br>4040\$48144525\$481445 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60968 | XIA 4.5 多轴螺钉  | 直径4.0mm，长度20mm\$直径<br>4.0mm，长度25mm\$直径4.0mm，<br>长度30mm\$直径4.0mm，长度 | 48144020\$48144025\$48<br>144030\$48144035\$4814<br>4040\$48144525\$481445 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |

| 流水号     | 产品名称                 | 产品规格                                                       | 产品型号                                                                 | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC60969 | XIA 4.5 多轴螺钉         | 直径4.0mm，长度20mm\$直径4.0mm，长度25mm\$直径4.0mm，长度30mm\$直径4.0mm，长度 | 48144020\$48144025\$48144030\$48144035\$48144040\$48144525\$481445   | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC60970 | 肘关节钢板锁定系统-3.5mm 锁定螺钉 | 1个 / 包                                                     | 614608\$614610\$614612\$614614\$614616\$614618\$614620\$614622\$6146 | 瑞士stryker Trauma AG   |      |
| JC60971 | 肘关节钢板锁定系统-2.7mm 锁定螺钉 | 1个 / 包                                                     | 614708\$614710\$614712\$614714\$614716\$614718\$614720\$614722\$6147 | 瑞士stryker Trauma AG   |      |
| JC60972 | 肘关节钢板锁定系统-垫片         | 1个 / 包                                                     | 619905\$619905S                                                      | 瑞士stryker Trauma AG   |      |
| JC60973 | 椎体成形导引系统             | T05J                                                       | T05J                                                                 | 美国Medtronic Spine LLC |      |
| JC60974 | 椎体成形导引系统             | T05J                                                       | T05J                                                                 | 美国Medtronic Spine LLC |      |
| JC60975 | 椎体成形导引系统             | T05J                                                       | T05J                                                                 | 美国Medtronic Spine LLC |      |
| JC60976 | 椎体成形导引系统             | T05J                                                       | T05J                                                                 | 美国Medtronic Spine LLC |      |
| JC60977 | 椎体成形导引系统             | T05J                                                       | T05J                                                                 | 美国Medtronic Spine LLC |      |
| JC60978 | 椎体成形导引系统             | T05J                                                       | T05J                                                                 | 美国Medtronic Spine LLC |      |
| JC60979 | 椎体成形导引系统             | T05J                                                       | T05J                                                                 | 美国Medtronic Spine LLC |      |
| JC60996 | CBK Cage             | H4.5mm\$H5.5mm\$H6.2mm\$H7.0mm\$H8.0mm\$H9.0mm             | 11CBK45\$ 11CBK55\$ 11CBK62\$ 11CBK70\$ 11CBK80\$ 11CBK90\$          | 法国SCIENT`X            |      |

| 流水号     | 产品名称         | 产品规格                                                                             | 产品型号                                                                     | 生产企业                     | 挂网企业 |
|---------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| JC60997 | SAMARYS Cage | 宽17mm; Height:5mm\$宽17mm; Height: 6mm\$宽17mm; Height: 7mm\$宽17mm; Height: 8mm\$宽 | 11CC2A17-5\$<br>11CC2A17-6\$<br>11CC2A17-7\$                             | 法国SCIENT`X               |      |
| JC60998 | PCB Cage     | Height:4.5mm<br>Length:24mm\$Height:4.5mm<br>Length:25mm\$Height:4.5mm           | 11PCBH45\$ 11PCBH55\$<br>11PCBH65\$ 11PCBH75\$<br>11PCBH85\$ 11PCBH45C\$ | 法国SCIENT`X               |      |
| JC60999 | CC cage      | 高度8~16毫米, 长度23.5毫米                                                               | 12CK8\$ 12CK9\$<br>12CK10\$ 12CK11\$<br>12CK12\$ 12CK13\$                | 法国SCIENT`X               |      |
| JC61000 | ANTELYS Cage | Height:9mm Angle:5度<br>\$Height:9mm Angle:9度<br>\$Height:9mm Angle:13度           | 12CLAS13-9\$<br>12CLAS13-9S\$<br>12CLAS13-13\$                           | 法国SCIENT`X               |      |
| JC61001 | ADONYS Cage  | Height:8mm、10mm、12mm<br>Depth:25mm、20mm Angle:4度、10度                             | 12CLP08-10\$ 12CLP08-4\$ 12CLP10-10\$<br>12CLP10-4\$ 12CLP12-            | 法国SCIENT`X               |      |
| JC61002 | CO Cage      | 高度8~14毫米, 长度23.5毫米                                                               | 12COK08\$ 12COK09\$<br>12COK10\$ 12COK11\$<br>12COK12\$ 12COK13\$        | 法国SCIENT`X               |      |
| JC61003 | KLA Cage     | Height:7mmAngle:5度<br>\$Height:7mmAngle:9度<br>\$Height:7mmAngle:13度              | 12KLA7-5\$ 12KLA9-5\$<br>12KLA11-5\$ 12KLA13-5\$ 12KLA11-9\$             | 法国SCIENT`X               |      |
| JC61004 | OLYS Cage    | H7mm\$H9mm\$H11mm\$H13mm                                                         | 12OLS07-28\$ 12OLS09-28\$ 12OLS11-28\$<br>12OLS13-28                     | 法国SCIENT`X               |      |
| JC61005 | 横向开放式连接器     | ES005T                                                                           | ES005T                                                                   | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61006 | 横向开放式连接器     | ES005T                                                                           | ES005T                                                                   | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61007 | 横向开放式连接器     | ES005T                                                                           | ES005T                                                                   | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61008 | 横向开放式连接器     | ES005T                                                                           | ES005T                                                                   | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |

| 流水号     | 产品名称     | 产品规格                                                          | 产品型号                                                        | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC61009 | 横向开放式连接器 | ES005T                                                        | ES005T                                                      | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61010 | 横向开放式连接器 | ES005T                                                        | ES005T                                                      | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61011 | 横向开放式连接器 | ES005T                                                        | ES005T                                                      | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61012 | 横向开放式连接器 | ES005T                                                        | ES005T                                                      | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61013 | 横向开放式连接器 | ES005T                                                        | ES005T                                                      | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61014 | 横向开放式连接器 | ES005T                                                        | ES005T                                                      | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61015 | 横向开放式连接器 | ES005T                                                        | ES005T                                                      | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61016 | 横向开放式连接器 | ES005T                                                        | ES005T                                                      | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61017 | 横向开放式连接器 | ES005T                                                        | ES005T                                                      | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61018 | 标准椎弓根钉   | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES040T\$ ES041T\$<br>ES042T\$ ES043T\$<br>ES050T\$ ES051T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61019 | 标准椎弓根钉   | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES040T\$ ES041T\$<br>ES042T\$ ES043T\$<br>ES050T\$ ES051T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61020 | 标准椎弓根钉   | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES040T\$ ES041T\$<br>ES042T\$ ES043T\$<br>ES050T\$ ES051T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |



| 流水号     | 产品名称   | 产品规格                                                          | 产品型号                                                        | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC61021 | 标准椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES040T\$ ES041T\$<br>ES042T\$ ES043T\$<br>ES050T\$ ES051T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61022 | 标准椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES040T\$ ES041T\$<br>ES042T\$ ES043T\$<br>ES050T\$ ES051T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61023 | 标准椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES040T\$ ES041T\$<br>ES042T\$ ES043T\$<br>ES050T\$ ES051T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61024 | 标准椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES040T\$ ES041T\$<br>ES042T\$ ES043T\$<br>ES050T\$ ES051T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61025 | 标准椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES040T\$ ES041T\$<br>ES042T\$ ES043T\$<br>ES050T\$ ES051T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61026 | 标准椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES040T\$ ES041T\$<br>ES042T\$ ES043T\$<br>ES050T\$ ES051T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61027 | 标准椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES040T\$ ES041T\$<br>ES042T\$ ES043T\$<br>ES050T\$ ES051T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61028 | 标准椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES040T\$ ES041T\$<br>ES042T\$ ES043T\$<br>ES050T\$ ES051T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61029 | 标准椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES040T\$ ES041T\$<br>ES042T\$ ES043T\$<br>ES050T\$ ES051T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61030 | 标准椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES040T\$ ES041T\$<br>ES042T\$ ES043T\$<br>ES050T\$ ES051T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61031 | 标准椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES040T\$ ES041T\$<br>ES042T\$ ES043T\$<br>ES050T\$ ES051T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61032 | 标准椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES040T\$ ES041T\$<br>ES042T\$ ES043T\$<br>ES050T\$ ES051T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格                                                          | 产品型号                                                        | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC61033 | 标准椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES040T\$ ES041T\$<br>ES042T\$ ES043T\$<br>ES050T\$ ES051T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61034 | 标准椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES040T\$ ES041T\$<br>ES042T\$ ES043T\$<br>ES050T\$ ES051T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61035 | 标准椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES040T\$ ES041T\$<br>ES042T\$ ES043T\$<br>ES050T\$ ES051T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61036 | 标准椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES040T\$ ES041T\$<br>ES042T\$ ES043T\$<br>ES050T\$ ES051T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61037 | α 椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES140T\$ ES141T\$<br>ES142T\$ ES143T\$<br>ES150T\$ ES151T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61038 | α 椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES140T\$ ES141T\$<br>ES142T\$ ES143T\$<br>ES150T\$ ES151T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61039 | α 椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES140T\$ ES141T\$<br>ES142T\$ ES143T\$<br>ES150T\$ ES151T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61040 | α 椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES140T\$ ES141T\$<br>ES142T\$ ES143T\$<br>ES150T\$ ES151T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61041 | α 椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES140T\$ ES141T\$<br>ES142T\$ ES143T\$<br>ES150T\$ ES151T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61042 | α 椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES140T\$ ES141T\$<br>ES142T\$ ES143T\$<br>ES150T\$ ES151T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61043 | α 椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES140T\$ ES141T\$<br>ES142T\$ ES143T\$<br>ES150T\$ ES151T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61044 | α 椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径 | ES140T\$ ES141T\$<br>ES142T\$ ES143T\$<br>ES150T\$ ES151T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格                                                                | 产品型号                                                        | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC61045 | α 椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径       | ES140T\$ ES141T\$<br>ES142T\$ ES143T\$<br>ES150T\$ ES151T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61046 | α 椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径       | ES140T\$ ES141T\$<br>ES142T\$ ES143T\$<br>ES150T\$ ES151T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61047 | α 椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径       | ES140T\$ ES141T\$<br>ES142T\$ ES143T\$<br>ES150T\$ ES151T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61048 | α 椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径       | ES140T\$ ES141T\$<br>ES142T\$ ES143T\$<br>ES150T\$ ES151T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61049 | α 椎弓根钉 | 直径4.25mm，长度30mm\$直径<br>4.25mm，长度35mm\$直径<br>4.25mm，长度40mm\$直径       | ES140T\$ ES141T\$<br>ES142T\$ ES143T\$<br>ES150T\$ ES151T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61050 | LDR连接棒 | 长度35mm\$长度 40mm\$长度<br>50mm\$长度 60mm\$长度 70mm\$长<br>度 80mm\$长度 90mm | ES403T\$ ES404T\$<br>ES405T\$ ES406T\$<br>ES407T\$ ES408T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61051 | LDR连接棒 | 长度35mm\$长度 40mm\$长度<br>50mm\$长度 60mm\$长度 70mm\$长<br>度 80mm\$长度 90mm | ES403T\$ ES404T\$<br>ES405T\$ ES406T\$<br>ES407T\$ ES408T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61052 | LDR连接棒 | 长度35mm\$长度 40mm\$长度<br>50mm\$长度 60mm\$长度 70mm\$长<br>度 80mm\$长度 90mm | ES403T\$ ES404T\$<br>ES405T\$ ES406T\$<br>ES407T\$ ES408T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61053 | LDR连接棒 | 长度35mm\$长度 40mm\$长度<br>50mm\$长度 60mm\$长度 70mm\$长<br>度 80mm\$长度 90mm | ES403T\$ ES404T\$<br>ES405T\$ ES406T\$<br>ES407T\$ ES408T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61054 | LDR连接棒 | 长度35mm\$长度 40mm\$长度<br>50mm\$长度 60mm\$长度 70mm\$长<br>度 80mm\$长度 90mm | ES403T\$ ES404T\$<br>ES405T\$ ES406T\$<br>ES407T\$ ES408T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61055 | LDR连接棒 | 长度35mm\$长度 40mm\$长度<br>50mm\$长度 60mm\$长度 70mm\$长<br>度 80mm\$长度 90mm | ES403T\$ ES404T\$<br>ES405T\$ ES406T\$<br>ES407T\$ ES408T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC61056 | LDR连接棒 | 长度35mm\$长度 40mm\$长度<br>50mm\$长度 60mm\$长度 70mm\$长<br>度 80mm\$长度 90mm | ES403T\$ ES404T\$<br>ES405T\$ ES406T\$<br>ES407T\$ ES408T\$ | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格                                                                | 产品型号                                                  | 生产企业                     | 挂网企业 |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| JC61057 | LDR连接棒 | 长度35mm\$长度 40mm\$长度 50mm\$长度 60mm\$长度 70mm\$长度 80mm\$长度 90mm        | ES403T\$ ES404T\$ ES405T\$ ES406T\$ ES407T\$ ES408T\$ | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61058 | LDR连接棒 | 长度35mm\$长度 40mm\$长度 50mm\$长度 60mm\$长度 70mm\$长度 80mm\$长度 90mm        | ES403T\$ ES404T\$ ES405T\$ ES406T\$ ES407T\$ ES408T\$ | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61059 | LDR连接棒 | 长度100mm\$长度 120mm\$长度 150mm\$长度 180mm                               | ES410T\$ ES412T\$ ES415T\$ ES418T\$ ES510T\$ ES512T\$ | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61060 | LDR连接棒 | 长度100mm\$长度 120mm\$长度 150mm\$长度 180mm                               | ES410T\$ ES412T\$ ES415T\$ ES418T\$ ES510T\$ ES512T\$ | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61061 | LDR连接棒 | 长度100mm\$长度 120mm\$长度 150mm\$长度 180mm                               | ES410T\$ ES412T\$ ES415T\$ ES418T\$ ES510T\$ ES512T\$ | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61062 | LDR连接棒 | 长度100mm\$长度 120mm\$长度 150mm\$长度 180mm                               | ES410T\$ ES412T\$ ES415T\$ ES418T\$ ES510T\$ ES512T\$ | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61063 | LDR连接棒 | 长度100mm\$长度 120mm\$长度 150mm\$长度 180mm                               | ES410T\$ ES412T\$ ES415T\$ ES418T\$ ES510T\$ ES512T\$ | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61064 | LDR连接棒 | 长度100mm\$长度 120mm\$长度 150mm\$长度 180mm                               | ES410T\$ ES412T\$ ES415T\$ ES418T\$ ES510T\$ ES512T\$ | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61065 | LDR连接棒 | 长度100mm\$长度 120mm\$长度 150mm\$长度 180mm                               | ES410T\$ ES412T\$ ES415T\$ ES418T\$ ES510T\$ ES512T\$ | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61066 | LDR连接棒 | 长度100mm\$长度 120mm\$长度 150mm\$长度 180mm                               | ES410T\$ ES412T\$ ES415T\$ ES418T\$ ES510T\$ ES512T\$ | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61067 | LDR连接棒 | 长度200mm\$长度 250mm\$长度 300mm\$长度 350mm\$长度 400mm\$长度 450mm\$长度 500mm | ES420T\$ ES520T\$ ES525T\$ ES530T\$ ES535T\$ ES540T\$ | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61068 | LDR连接棒 | 长度200mm\$长度 250mm\$长度 300mm\$长度 350mm\$长度 400mm\$长度 450mm\$长度 500mm | ES420T\$ ES520T\$ ES525T\$ ES530T\$ ES535T\$ ES540T\$ | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |

| 流水号     | 产品名称                           | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                               | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC61069 | 标准LP多轴向椎弓根钉                    | 直径5mm, 长度30mm\$直径5mm, 长度35mm\$直径5mm, 长度40mm\$直径5mm, 长度45mm\$直径5mm,                            | ES850T\$ ES851T\$ ES852T\$ ES853T\$ ES854T\$ ES855T\$              | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司)                                                            |      |
| JC61070 | 标准LP多轴向椎弓根钉                    | 直径5mm, 长度30mm\$直径5mm, 长度35mm\$直径5mm, 长度40mm\$直径5mm, 长度45mm\$直径5mm,                            | ES850T\$ ES851T\$ ES852T\$ ES853T\$ ES854T\$ ES855T\$              | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司)                                                            |      |
| JC61071 | 标准LP多轴向椎弓根钉                    | 直径5mm, 长度30mm\$直径5mm, 长度35mm\$直径5mm, 长度40mm\$直径5mm, 长度45mm\$直径5mm,                            | ES850T\$ ES851T\$ ES852T\$ ES853T\$ ES854T\$ ES855T\$              | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司)                                                            |      |
| JC61072 | 4.0mm全螺纹松质骨螺钉 / 4.0mm部分螺纹松质骨螺钉 | 非无菌, 不锈钢                                                                                      | 71223010\$71223012\$71223014\$71223016\$71223018\$71223020\$712230 | 美国 Smith & Nephew, Inc.                                                             |      |
| JC61073 | 4.5mm皮质骨螺钉                     | 非无菌, 不锈钢                                                                                      | 71225014\$71225016\$71225018\$71225020\$71225022\$71225024\$712250 | 美国 Smith & Nephew, Inc.                                                             |      |
| JC61075 | 3.5重建钛板                        | 4H10*2mm\$5H10*2mm\$6H10*2mm\$7H 10*2mm                                                       | 197760000\$ 197770000\$ 197780000\$ 197790000                      | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC61076 | 3.5重建钛板                        | 8H 10*2mm \$9H 10*2mm\$10H 10*2mm\$12H 10*2mm \$14H 10*2mm\$16H 10*2mm\$18H 10*2mm            | 197800000\$ 197810000\$ 197820000\$                                | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC61077 | 2.7压力LC钛板                      | 4H8*2mm\$5H\$6H8*2mm\$8*2mm\$7H8*2mm\$8H8*2mm\$9H 8*2mm                                       | 279020000\$ 279030000\$ 279040000\$                                | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC61078 | 1.5直型钢板                        | 3H4*1m\$4H4*1m\$5H4*1m\$6H 4*1mm                                                              | 924104003\$ 924104004\$ 924104005\$ 924104006                      | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC61079 | 2.0直型钛板                        | 3H5*1mm\$4H5*1mm\$5H5*1mm\$6H 5*1mm                                                           | 924105003\$ 924105004\$ 924105005\$ 924105006                      | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC61080 | 2.7压力钛板                        | 4H8*2.7mm\$5H8*2.7mm\$6H8*2.7mm\$7H8*2.7mm\$8H8*2.7mm\$9H8*2.7mm\$10H8*2.7mm\$12H 8*2.7mm     | 924108004\$ 924108005\$ 924108006\$                                | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC61081 | 3.5压力LC钛板                      | 2H10*3mm\$3H10*3mm\$4H10*3mm\$5H10*3mm\$6H10*3mm\$7H10*3mm\$8H10*3mm\$9H10*3mm\$10H10*3mm\$11 | 924210002\$ 924210003\$ 924210004\$                                | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                                                                                | 产品型号                                                  | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| JC61082 | 窄加压LC钛板   | 5H11.5*4mm\$6H11.5*4mm\$7H11.5*4mm\$8H11.5*4mm\$9H11.5*4mm\$10H11.5*4mm\$11H11.5*4mm\$12H11         | 924212005\$<br>924212006\$<br>924212007\$             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC61083 | 宽加压LC钛板   | 6H16.5*4.8mm\$7H16.5*4.8mm\$8H16.5*4.8mm\$9H16.5*4.8mm\$10H16.5*4.8mm\$11H16.5*4.8mm\$12H16.5*4.8mm | 924216006\$<br>924216007\$<br>924216008\$             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC61084 | 1 / 4管型钛板 | 3H\$4H\$5H\$6H\$7H\$8H                                                                              | 924625003\$<br>924625004\$<br>924625005\$             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC61085 | 1 / 3管型钛板 | 4H\$5H\$6H\$7H\$8H\$9H\$                                                                            | 924633004\$<br>924633005\$<br>924633006\$             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC61086 | 1.5直型钢板   | 3H4*1mm\$4H4*1mm\$5H4*1mm\$6H4*1mm                                                                  | 934104003\$<br>934104004\$<br>934104005\$ 934104006\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC61087 | 2.0直型钢板   | 3H5*1mm\$4H5*1mm\$5H5*1mm\$6H5*1mm                                                                  | 934105003\$<br>934105004\$<br>934105005\$ 934105006\$ | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC61088 | 2.7压力钢板   | 2H 8*2mm\$3H 8*2mm\$4H 8*2mm\$5H 8*2mm\$6H 8*2mm\$7H 8*2mm                                          | 934108002\$<br>934108003\$<br>934108004\$             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC61089 | 3.5压力钢板   | 4H10*3mm\$5H10*3mm\$6H10*3mm\$7H10*3mm\$8H10*3mm\$9H10*3mm\$10H 10*3mm                              | 934110004\$<br>934110005\$<br>934110006\$             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC61090 | 窄加压钢板     | 5H16.5*4.8mm\$6H16.5*4.8mm\$7H16.5*4.8mm\$8H16.5*4.8mm\$9H16.5*4.8mm\$10H16.5*4.8mm\$12H            | 934116006\$<br>934116007\$<br>934116008\$             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC61091 | 2.7压力LC钢板 | 4H8*2mm\$5H8*2mm\$6H8*2mm\$7H8*2mm\$8H 8*2mm                                                        | 934208004\$<br>934208005\$<br>934208006\$             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC61092 | 3.5压力LC钢板 | 4H\$5H\$6H\$7H\$8H\$9H\$10H\$11H\$12H                                                               | 934210004\$<br>934210005\$<br>934210006\$             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |
| JC61093 | 窄加压LC钢板   | 5H 11.5*4mm\$6H 11.5*4mm\$7H 11.5*4mm\$8H 11.5*4mm\$9H 11.5*4mm\$10H 11.5*4mm\$11H                  | 934212005\$<br>934212006\$<br>934212007\$             | 匈牙利Sanatmetal Orthopaedic & Traumatologic Equipment Manufacturer Ltd. (匈牙利索娜蒙托有限公司) |      |



| 流水号     | 产品名称                                  | 产品规格                                                      | 产品型号                                                                | 生产企业                                              | 挂网企业 |
|---------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| JC61106 | 骨填充物 Allomatrix 1CC                   | 1CC                                                       | 86000100                                                            | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司)    |      |
| JC61107 | 骨填充物 Allomatrix 5CC                   | 5CC                                                       | 86000500                                                            | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司)    |      |
| JC61108 | 骨填充物 Allomatrix 10CC                  | 10CC                                                      | 86001000                                                            | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司)    |      |
| JC61109 | 骨填充物 Allomatrix 20CC                  | 20CC                                                      | 86002000                                                            | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司)    |      |
| JC61110 | CoRoent Small 颈椎前路椎间融合器               | 5-12mm*11mm*14mm, 每1mm递增                                  | 6805115\$6806115\$6807115\$6808115\$6809115\$6810115\$6811115\$6812 | 美国NuVasive, Inc.:                                 |      |
| JC61111 | CoRoent Small Lordotic 颈椎前路椎间融合器      | 5-12mm*11mm*14mm (5°), 每1mm递增                             | 6805714\$6806714\$6807714\$6808714\$6809714\$6810714\$6811714\$6812 | 美国NuVasive, Inc.:                                 |      |
| JC61112 | CoRoent Small Lordotic Plus 颈椎前路椎间融合器 | 5-12mm*15mm*13mm (5°), 每1mm递增                             | 6805815\$6806815\$6807815\$6808815\$6809815\$6810815\$6811815\$6812 | 美国NuVasive, Inc.:                                 |      |
| JC61113 | 4.5松质骨钉 (钛合金)                         | 4.5* (35-50) mm, 35mm-50mm长度间隔5mm;                        | 5261245035\$5261245040\$5261245045\$5261245050;                     | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61114 | 6.5松质骨钉 全螺纹 (钛合金)                     | 6.5* (40-140) mm, 40mm-105mm长度间隔5mm, 110mm-140mm长度间隔10mm; | 5361465040\$5361465045\$5361465050\$5361465055\$                    | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61115 | 4.5皮质骨钉 (钛合金)                         | 4.5* (12-90) mm, 12mm-68mm长度间隔2mm, 65mm-90mm长度间隔5mm;      | 5365245012\$5365245014\$5365245016\$5365245018\$                    | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61116 | 4.5皮质骨钉 (钛合金)                         | 4.5* (12-90) mm, 12mm-68mm长度间隔2mm, 65mm-90mm长度间隔5mm;      | 5365245012\$5365245014\$5365245016\$5365245018\$                    | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61117 | 4.5皮质骨钉 (钛合金)                         | 4.5* (12-90) mm, 12mm-68mm长度间隔2mm, 65mm-90mm长度间隔5mm;      | 5365245012\$5365245014\$5365245016\$5365245018\$                    | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |



| 流水号     | 产品名称         | 产品规格                                                    | 产品型号                                             | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| JC61118 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4.5*（12-90）mm，12mm-68mm长度间隔2mm，65mm-90mm长度间隔5mm；        | 5365245012\$5365245014\$5365245016\$5365245018\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61119 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4.5*（12-90）mm，12mm-68mm长度间隔2mm，65mm-90mm长度间隔5mm；        | 5365245012\$5365245014\$5365245016\$5365245018\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61120 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4.5*（12-90）mm，12mm-68mm长度间隔2mm，65mm-90mm长度间隔5mm；        | 5365245012\$5365245014\$5365245016\$5365245018\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61121 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4.5*（12-90）mm，12mm-68mm长度间隔2mm，65mm-90mm长度间隔5mm；        | 5365245012\$5365245014\$5365245016\$5365245018\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61122 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4.5*（12-90）mm，12mm-68mm长度间隔2mm，65mm-90mm长度间隔5mm；        | 5365245012\$5365245014\$5365245016\$5365245018\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61123 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4.5*（12-90）mm，12mm-68mm长度间隔2mm，65mm-90mm长度间隔5mm；        | 5365245012\$5365245014\$5365245016\$5365245018\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61124 | 4.5皮质骨钉（钛合金） | 4.5*（12-90）mm，12mm-68mm长度间隔2mm，65mm-90mm长度间隔5mm；        | 5365245012\$5365245014\$5365245016\$5365245018\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61125 | 3.5皮质骨钉（钛合金） | 3.5 / 1.75x（10-55）mm，10mm-38mm长度间隔2mm，40mm-55mm长度间隔5mm； | 5920235010\$5920235012\$5920235014\$5920235016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61126 | 3.5皮质骨钉（钛合金） | 3.5 / 1.75x（10-55）mm，10mm-38mm长度间隔2mm，40mm-55mm长度间隔5mm； | 5920235010\$5920235012\$5920235014\$5920235016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61127 | 3.5皮质骨钉（钛合金） | 3.5 / 1.75x（10-55）mm，10mm-38mm长度间隔2mm，40mm-55mm长度间隔5mm； | 5920235010\$5920235012\$5920235014\$5920235016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61128 | 3.5皮质骨钉（钛合金） | 3.5 / 1.75x（10-55）mm，10mm-38mm长度间隔2mm，40mm-55mm长度间隔5mm； | 5920235010\$5920235012\$5920235014\$5920235016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61129 | 3.5皮质骨钉（钛合金） | 3.5 / 1.75x（10-55）mm，10mm-38mm长度间隔2mm，40mm-55mm长度间隔5mm； | 5920235010\$5920235012\$5920235014\$5920235016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称         | 产品规格                                                    | 产品型号                                             | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| JC61130 | 3.5皮质骨钉（钛合金） | 3.5 / 1.75x（10-55）mm，10mm-38mm长度间隔2mm，40mm-55mm长度间隔5mm； | 5920235010\$5920235012\$5920235014\$5920235016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61131 | 3.5皮质骨钉（钛合金） | 3.5 / 1.75x（10-55）mm，10mm-38mm长度间隔2mm，40mm-55mm长度间隔5mm； | 5920235010\$5920235012\$5920235014\$5920235016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61132 | 3.5皮质骨钉（钛合金） | 3.5 / 1.75x（10-55）mm，10mm-38mm长度间隔2mm，40mm-55mm长度间隔5mm； | 5920235010\$5920235012\$5920235014\$5920235016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61133 | 3.5皮质骨钉（钛合金） | 3.5 / 1.75x（10-55）mm，10mm-38mm长度间隔2mm，40mm-55mm长度间隔5mm； | 5920235010\$5920235012\$5920235014\$5920235016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61134 | 3.5皮质骨钉（钛合金） | 3.5 / 1.75x（10-55）mm，10mm-38mm长度间隔2mm，40mm-55mm长度间隔5mm； | 5920235010\$5920235012\$5920235014\$5920235016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61135 | 3.5皮质骨钉（钛合金） | 3.5 / 1.75x（10-55）mm，10mm-38mm长度间隔2mm，40mm-55mm长度间隔5mm； | 5920235010\$5920235012\$5920235014\$5920235016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61136 | 3.5皮质骨钉（钛合金） | 3.5 / 1.75x（10-55）mm，10mm-38mm长度间隔2mm，40mm-55mm长度间隔5mm； | 5920235010\$5920235012\$5920235014\$5920235016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61137 | 3.5皮质骨钉（钛合金） | 3.5 / 1.75x（10-55）mm，10mm-38mm长度间隔2mm，40mm-55mm长度间隔5mm； | 5920235010\$5920235012\$5920235014\$5920235016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61138 | 3.5皮质骨钉（钛合金） | 3.5 / 1.75x（10-55）mm，10mm-38mm长度间隔2mm，40mm-55mm长度间隔5mm； | 5920235010\$5920235012\$5920235014\$5920235016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61139 | 3.5皮质骨钉（钛合金） | 3.5 / 1.75x（10-55）mm，10mm-38mm长度间隔2mm，40mm-55mm长度间隔5mm； | 5920235010\$5920235012\$5920235014\$5920235016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61140 | 3.5皮质骨钉（钛合金） | 3.5 / 1.75x（10-55）mm，10mm-38mm长度间隔2mm，40mm-55mm长度间隔5mm； | 5920235010\$5920235012\$5920235014\$5920235016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61141 | 3.5皮质骨钉（钛合金） | 3.5 / 1.75x（10-55）mm，10mm-38mm长度间隔2mm，40mm-55mm长度间隔5mm； | 5920235010\$5920235012\$5920235014\$5920235016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                                          | 产品型号                                             | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| JC61142 | 3.5皮质骨钉（钛合金）     | 3.5 / 1.75x（10-55）mm，10mm-38mm长度间隔2mm，40mm-55mm长度间隔5mm；                       | 5920235010\$5920235012\$5920235014\$5920235016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61143 | 4.0松质骨钉 半螺纹（钛合金） | 4.0*（12-60）mm，12mm-28mm长度间隔2mm，30mm-60mm长度间隔5mm；                              | 5921040012\$5921040014\$5921040016\$5921040018\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61144 | 4.0松质骨钉 全螺纹（钛合金） | 4.0*（12-60）mm，12mm-38mm长度间隔2mm，35mm-60mm长度间隔5mm；                              | 5921140012\$5921140014\$5921140016\$5921140018\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61145 | 6.5松质骨 半螺纹（钛合金）  | 6.5*（30-85）mm，30mm-85mm长度间隔5mm；                                               | 5921265030\$5921265035\$5921265040\$5921265045\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61175 | 空心6.5锁定螺钉        | 6.5*（35-120）mm，35mm-120mm长度间隔5mm；                                             | 3261065035\$3261065040\$3261065045\$3261065050\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61176 | 股骨LC-DCP锁定接骨板    | 6H\$7H\$8H\$9H\$10H\$11H\$12H\$14H\$16H\$18H；                                 | 3275201060\$<br>3275201070\$<br>3275201080\$     | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61177 | 胫骨LC-DCP锁定接骨板    | 5H\$6H\$7H\$8H\$9H\$10H\$11H\$12H\$13H\$15H\$17H；                             | 3275302050\$<br>3275302060\$<br>3275302070\$     | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61178 | 肱骨LC-DCP锁定接骨板    | 4H\$5H\$6H\$7H\$8H\$9H\$10H\$11H\$12H                                         | 3275704040\$<br>3275704050\$<br>3275704060\$     | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61179 | 尺骨LC-DCP锁定接骨板    | 4H\$5H\$6H\$7H\$8H\$9H\$10H\$11H\$12H                                         | 3275805040\$<br>3275805050\$<br>3275805060\$     | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61180 | 3.5直型复位锁定板       | 3H\$4H\$5H\$6H\$7H\$8H\$9H\$10H\$12H\$14H\$16H\$18H\$20H\$22H\$24H\$26H\$28H； | 3924510103\$<br>3924510104\$<br>3924510105\$     | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61181 | 3.5直型复位锁定板II代    | 3H\$4H\$5H\$6H\$7H\$8H\$9H\$10H\$11H\$12H\$13H\$14H\$15H\$16H\$17H\$18H；      | 3924512103\$<br>3924512104\$<br>3924512105\$     | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61182 | 2.7锁定螺钉          | 2.7*（10-65）mm，10mm-40mm长度间隔2mm，40mm-65mm长度间隔5mm                               | 3222135010\$<br>3222135012\$<br>3222135014\$     | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称        | 产品规格                                             | 产品型号                                             | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|---------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| JC61183 | 2.7锁定螺钉     | 2.7*（10-65）mm，10mm-40mm长度间隔2mm，40mm-65mm长度间隔5mm  | 3222135010\$<br>3222135012\$<br>3222135014\$     | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61184 | 2.7锁定螺钉     | 2.7*（10-65）mm，10mm-40mm长度间隔2mm，40mm-65mm长度间隔5mm  | 3222135010\$<br>3222135012\$<br>3222135014\$     | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61185 | 2.4锁定螺钉     | 2.4*（14-30）mm，14mm-30mm长度间隔2mm；                  | 3222150014\$<br>3222150016\$<br>3222150018\$     | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61186 | 3.5锥形锁定接骨螺钉 | 3.5*（10-65）mm，10mm-30mm长度间隔2mm\$30mm-65mm长度间隔5mm | 3261035010\$<br>3261035012\$<br>3261035014\$     | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61187 | 3.5锥形锁定接骨螺钉 | 3.5*（10-65）mm，10mm-30mm长度间隔2mm、30mm-65mm长度间隔5mm  | 3261035010\$3261035012\$3261035014\$3261035016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61188 | 5.0锥形锁定接骨螺钉 | 5.0*（14-90）mm，14mm-50mm长度间隔2mm、50mm-90mm长度间隔5mm  | 3261050014\$3261050016\$3261050018\$3261050020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61189 | 6.5锥形锁定接骨螺钉 | 6.5*（35-120）mm，35mm-120mm长度间隔5mm                 | 3261065035\$3261065040\$3261065045\$3261065050\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61190 | 3.5平头锁定接骨螺钉 | 3.5*（10-65）mm，10mm-30mm长度间隔2mm、30mm-65mm长度间隔5mm  | 3262035010\$3262035012\$3262035014\$3262035016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61191 | 5.0平头锁定接骨螺钉 | 5.0*（14-90）mm，14mm-50mm长度间隔2mm、50mm-90mm长度间隔5mm  | 3262050014\$3262050016\$3262050018\$3262050020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61192 | 6.5锁定接骨螺钉   | 6.5*（55-110）mm，55mm-110mm长度间隔5mm                 | 3262650055、<br>3262650060、<br>3262650065、        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61193 | 3.5锁定接骨螺钉   | 3.5*（14-60）mm，14mm-40mm长度间隔2mm，40mm-60mm长度间隔5mm  | 3263335014\$3263335016\$3263335018\$3263335020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61194 | 3.5锁定接骨螺钉   | 3.5*（14-60）mm，14mm-40mm长度间隔2mm，40mm-60mm长度间隔5mm  | 3263335014\$3263335016\$3263335018\$3263335020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                            | 产品型号                                             | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|---------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| JC61195 | 3.5锁定接骨螺钉 | 3.5*（14-60）mm，14mm-40mm长度间隔2mm，40mm-60mm长度间隔5mm | 3263335014\$3263335016\$3263335018\$3263335020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61196 | 3.5锁定接骨螺钉 | 3.5*（14-60）mm，14mm-40mm长度间隔2mm，40mm-60mm长度间隔5mm | 3263335014\$3263335016\$3263335018\$3263335020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61197 | 3.5锁定接骨螺钉 | 3.5*（14-60）mm，14mm-40mm长度间隔2mm，40mm-60mm长度间隔5mm | 3263335014\$3263335016\$3263335018\$3263335020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61198 | 3.5锁定接骨螺钉 | 3.5*（14-60）mm，14mm-40mm长度间隔2mm，40mm-60mm长度间隔5mm | 3263335014\$3263335016\$3263335018\$3263335020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61199 | 3.5锁定接骨螺钉 | 3.5*（14-60）mm，14mm-40mm长度间隔2mm，40mm-60mm长度间隔5mm | 3263335014\$3263335016\$3263335018\$3263335020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61200 | 3.5锁定接骨螺钉 | 3.5*（14-60）mm，14mm-40mm长度间隔2mm，40mm-60mm长度间隔5mm | 3263335014\$3263335016\$3263335018\$3263335020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61201 | 3.5锁定接骨螺钉 | 3.5*（14-60）mm，14mm-40mm长度间隔2mm，40mm-60mm长度间隔5mm | 3263335014\$3263335016\$3263335018\$3263335020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61202 | 3.5锁定接骨螺钉 | 3.5*（14-60）mm，14mm-40mm长度间隔2mm，40mm-60mm长度间隔5mm | 3263335014\$3263335016\$3263335018\$3263335020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61203 | 3.5锁定接骨螺钉 | 3.5*（14-60）mm，14mm-40mm长度间隔2mm，40mm-60mm长度间隔5mm | 3263335014\$3263335016\$3263335018\$3263335020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61204 | 3.5锁定接骨螺钉 | 3.5*（14-60）mm，14mm-40mm长度间隔2mm，40mm-60mm长度间隔5mm | 3263335014\$3263335016\$3263335018\$3263335020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61205 | 3.5锁定接骨螺钉 | 3.5*（14-60）mm，14mm-40mm长度间隔2mm，40mm-60mm长度间隔5mm | 3263335014\$3263335016\$3263335018\$3263335020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61206 | 3.5锁定接骨螺钉 | 3.5*（14-60）mm，14mm-40mm长度间隔2mm，40mm-60mm长度间隔5mm | 3263335014\$3263335016\$3263335018\$3263335020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                              | 产品型号                                             | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|---------|-----------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| JC61207 | 3.5锁定接骨螺钉 | 3.5*（14-60）mm，14mm-40mm长度间隔2mm，40mm-60mm长度间隔5mm   | 3263335014\$3263335016\$3263335018\$3263335020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61208 | 3.5锁定接骨螺钉 | 3.5*（14-60）mm，14mm-40mm长度间隔2mm，40mm-60mm长度间隔5mm   | 3263335014\$3263335016\$3263335018\$3263335020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61209 | 3.5锁定接骨螺钉 | 3.5*（14-60）mm，14mm-40mm长度间隔2mm，40mm-60mm长度间隔5mm   | 3263335014\$3263335016\$3263335018\$3263335020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61210 | 3.5锁定接骨螺钉 | 3.5*（14-60）mm，14mm-40mm长度间隔2mm，40mm-60mm长度间隔5mm   | 3263335014\$3263335016\$3263335018\$3263335020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61211 | 3.5锁定接骨螺钉 | 3.5*（14-60）mm，14mm-40mm长度间隔2mm，40mm-60mm长度间隔5mm   | 3263335014\$3263335016\$3263335018\$3263335020\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61212 | 5.0锁钉接骨螺钉 | 5.0*（24-85）mm，24mm-50mm长度间隔为2mm，50mm-85mm长度间隔为5mm | 3263350024\$3263350026\$3263350028\$3263350030\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61213 | 5.0锁钉接骨螺钉 | 5.0*（24-85）mm，24mm-50mm长度间隔为2mm，50mm-85mm长度间隔为5mm | 3263350024\$3263350026\$3263350028\$3263350030\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61214 | 5.0锁钉接骨螺钉 | 5.0*（24-85）mm，24mm-50mm长度间隔为2mm，50mm-85mm长度间隔为5mm | 3263350024\$3263350026\$3263350028\$3263350030\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61215 | 5.0锁钉接骨螺钉 | 5.0*（24-85）mm，24mm-50mm长度间隔为2mm，50mm-85mm长度间隔为5mm | 3263350024\$3263350026\$3263350028\$3263350030\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61216 | 5.0锁钉接骨螺钉 | 5.0*（24-85）mm，24mm-50mm长度间隔为2mm，50mm-85mm长度间隔为5mm | 3263350024\$3263350026\$3263350028\$3263350030\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61217 | 5.0锁钉接骨螺钉 | 5.0*（24-85）mm，24mm-50mm长度间隔为2mm，50mm-85mm长度间隔为5mm | 3263350024\$3263350026\$3263350028\$3263350030\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61218 | 5.0锁钉接骨螺钉 | 5.0*（24-85）mm，24mm-50mm长度间隔为2mm，50mm-85mm长度间隔为5mm | 3263350024\$3263350026\$3263350028\$3263350030\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                                       | 产品型号                                                              | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| JC61219 | 5.0锁钉接骨螺钉     | 5.0*（24-85）mm，24mm-50mm长度间隔为2mm，50mm-85mm长度间隔为5mm                                          | 3263350024\$3263350026\$3263350028\$326335030\$                   | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61220 | 5.0锁钉接骨螺钉     | 5.0*（24-85）mm，24mm-50mm长度间隔为2mm，50mm-85mm长度间隔为5mm                                          | 3263350024\$3263350026\$3263350028\$326335030\$                   | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61221 | 5.0锁钉接骨螺钉     | 5.0*（24-85）mm，24mm-50mm长度间隔为2mm，50mm-85mm长度间隔为5mm                                          | 3263350024\$3263350026\$3263350028\$326335030\$                   | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61222 | 胫骨远端内侧锁定板     | left4H*109mm\$right4H*109mm\$left6H*133mm\$right6H*133mm\$left8H*157mm\$right8H*157mm\$lef | 3275311041\$3275311042\$3275311061\$3275311062\$                  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61223 | 胫骨远端锁定板       | left5H*108mm\$right5H*108mm\$left7H*140mm\$right7H*140mm\$left9H*172mm\$right9H*172mm\$lef | 3275404051\$3275404052\$3275404071\$3275404072\$                  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61224 | 肱骨远端锁定板       | left3H*88.5mm\$right3H*88.5mm\$left4H*104.5mm\$right4H*104.5\$left5H*120.5\$right5H*120.5  | 3275707031\$3275707032\$3275707041\$3275707042\$3275707051\$32757 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61225 | 肱骨近端外侧锁定板第II代 | left3H*80mm\$right3H*80\$left4H*92mm\$right4H*92mm\$left5H*104mm\$right5H*104mm\$left6H*11 | 3275708031\$3275708032\$3275708041\$3275708042\$3275708051\$32757 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61226 | 跟骨锁定板第II代     | left 51mm\$right 51mm\$left 60mm\$right 60mm\$left 68mm\$right 68mm;                       | 3275914511\$3275914512\$3275914601\$3275914602\$3275914681\$32759 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61227 | 肱骨远端背侧锁定板     | left3H*65mm\$left5H*91mm\$left7H*117mm\$left9H*143mm\$left14H*208mm\$right3H*65mm\$right5H | 3276215103\$3276215105\$3276215107\$3276215109\$                  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61228 | 肱骨远端内侧锁定板     | left3H*58mm\$left5H*84mm\$left7H*110mm\$left9H*136mm\$left14H*201mm\$right3H*58mm\$right5H | 3276225103\$3276225105\$3276225107\$3276225109\$                  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61229 | 肱骨远端后外侧锁定板    | left3H*65mm\$left5H*91mm\$left7H*117mm\$left9H*143mm\$left14H*208mm\$right3H*65mm\$right5H | 3276235103\$3276235105\$3276235107\$3276235109\$3276235114\$32762 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61230 | 尺骨近端背侧锁定板     | left 2H*60mm\$left 4H*86mm\$left 6H*112mm\$left 8H*138mm\$left 10H*164mm\$left             | 3276465102\$3276465104\$3276465106\$3276465108\$                  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称            | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                              | 生产企业                                              | 挂网企业 |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| JC61231 | 小T型锁定板          | 3+3H*50mm\$3+5H*71mm\$4+4H*57.5mm\$4+6H*80.3mm; Left: 3+3H*50.2mm\$3+                         | 3280100033\$3280100035\$3280100044\$3280100046;                   | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61232 | 小T型锁定板第II代      | 3+3H*53mm\$3+4H*60mm\$3+5H*71mm\$3+6H*82mm\$3+8H*100mm\$4+3H*53mm\$4+                         | 3280101133\$3280101134\$3280101135\$3280101136\$                  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61233 | 胫骨近端内侧锁定板       | 4H*81mm\$6H*113mm\$8H*145mm\$left4H*81mm\$right4H*81mm\$left5H*97mm\$right5H*97mm\$left6H*1   | 3280103504\$3280103506\$3280103508\$3275405041\$3275405042\$32754 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61234 | 胫骨近端外侧锁定板第II代   | 4H*95mm\$6H*127mm\$8H*159mm\$10H*191mm\$12H*223mm\$14H*255mm\$4H*95mm\$6H*127mm\$8H*159mm\$10 | 3280111104\$3280111106\$3280111108\$328011110\$3280111112\$32801  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61235 | 桡骨远端板锁定板        | 5+4H*50\$5+6H*64.5\$6+4H*50\$5+4H*50\$5+6H*64.5\$6+4H*50\$5+4H*50\$6+4H*50\$5                 | 3280112154\$3280112156\$3280112164\$3280112254\$                  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61236 | 胫骨远端内侧, 肱骨近端锁定板 | 3H*78mm\$5H*115mm\$7H*153mm\$3H*78mm\$5H*115mm\$7H*153mm;                                     | 3280120303\$3280120305\$3280120307\$328012103\$3280121105\$32801  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61237 | 腓骨远端锁定板         | 3H*73.5mm\$4H*85.5mm\$5H*97.5mm;                                                              | 3280220103\$3280220104\$3280220105;                               | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61238 | 股骨近端外侧板锁定板      | 5H*119mm\$7H*153mm\$9H*187mm\$11H*221mm\$5H*119mm\$7H*153mm\$9H*187mm\$11H*221mm\$left5H*118  | 3280250305\$3280250307\$3280250309\$3280250311\$                  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61239 | 股骨近端外侧板锁定板      | 5H*119mm\$7H*153mm\$9H*187mm\$11H*221mm\$5H*119mm\$7H*153mm\$9H*187mm\$11H*221mm\$left5H*118  | 3280250305\$3280250307\$3280250309\$3280250311\$                  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61240 | 股骨远端外侧锁定板       | 5H*157mm\$7H*198mm\$9H*237mm\$13H*318.5mm\$5H*157mm\$7H*198mm\$9H*237mm\$13H*318.5mm\$left5H  | 3280251105\$3280251107\$3280251109\$3280251113\$3280251205\$32802 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61241 | 锁骨钩锁定板          | left4H*76mm\$left5H*88mm\$left6H*100mm\$left7H*112mm\$right4H*76mm\$right5H*88mm\$right6H*    | 3280263304\$3280263305\$3280263306\$3280263307\$3280263404\$32802 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61242 | 锁骨干锁定板          | left8H*91.6\$left10H*121.4\$left12H*143.8\$right                                              | 3280264108\$3280264110\$3280264112\$3280264208\$3280264210\$32802 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |



| 流水号     | 产品名称                             | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                                | 生产企业                                              | 挂网企业 |
|---------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| JC61243 | 肱骨近端外侧锁定板                        | 3H*84mm\$4H*96mm\$6H*120mm\$8H*144mm\$10H*168mm\$12H*192mm;                                   | 3280300303\$3280300304\$3280300306\$3280300308\$3280300310\$32803   | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61244 | 肱骨近端外侧锁定板第I代                     | 3H*80mm\$5H*104mm\$7H*128mm\$3H*80mm\$5H*104mm\$7H*128mm;                                     | 3280301103\$3280301105\$3280301107\$3280301203\$3280301205\$32803   | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61245 | 弧形重建锁定板                          | 6H*71mm\$7H*82mm\$8H*93mm\$9H*104mm\$10H*115mm\$11H*125mm\$12H*135mm\$13H*144mm\$14H*153mm\$1 | 3280310106\$3280310107\$3280310108\$3280310109\$                    | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61246 | 跟骨锁定板                            | 13H*68\$11H*60\$11+2H*79;                                                                     | 3280322013\$3280322011\$3280322111;                                 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61247 | 跟骨锁定板5H                          | 5H*60mm\$5H*63mm\$5H*66mm;                                                                    | 3280322060\$3280322063\$3280322066;                                 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61248 | 股骨髁上支持锁定板                        | 7H*159mm\$9H*191mm\$11H*223mm\$15H*287mm\$7H*159mm\$9H*191mm\$11H*223mm\$15H*287mm;           | 3280906107\$3280906109\$3280906111\$3280906115\$3280906207\$32809   | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61249 | 股骨髁上支持锁定板                        | 7H*159mm\$9H*191mm\$11H*223mm\$15H*287mm\$7H*159mm\$9H*191mm\$11H*223mm\$15H*287mm;           | 3280906107\$3280906109\$3280906111\$3280906115\$3280906207\$32809   | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61250 | 股骨髁上支持锁定板                        | 7H*159mm\$9H*191mm\$11H*223mm\$15H*287mm\$7H*159mm\$9H*191mm\$11H*223mm\$15H*287mm;           | 3280906107\$3280906109\$3280906111\$3280906115\$3280906207\$32809   | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61251 | 胫骨近端外侧锁定板                        | 直<br>3H*106mm\$left3H*106mm\$right3H*106mm\$left5H*137mm\$right5H                             | 3280907000\$3280907100\$3280907200\$3275308051\$3275308052\$32753   | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61252 | 肱骨近端外侧锁定板2                       | 3H*83.5mm\$4H*98mm\$5H*112.5mm\$6H*127mm\$8H*156mm;                                           | 3280909003\$3280909004\$3280909005\$3280909006\$3280909008;         | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61262 | HCS 直径2.4 自钻 空心 L9-40 / 4-16 SST | HCS2.4 自钻 空心 L9 / 4SST\$HCS2.4 自钻 空心 L10 / 4SST\$HCS2.4 自钻 空心 L11 /                           | 02.226.209\$02.226.210\$02.226.211\$02.226.212\$02.226.213\$02.22   | 瑞士Synthes GmbH.                                   |      |
| JC61265 | 3.0mm 自钻、自攻空心螺钉                  | 空心 螺钉&3.0mm、自钻、长度 8 / 4mmSST\$空心 螺钉&3.0mm、自钻、长度 9 / 4mmSST\$空心                                | 202.608\$202.609\$202.610\$202.611\$202.612\$202.613\$202.614\$202. | 瑞士Synthes GmbH.                                   |      |

| 流水号     | 产品名称                    | 产品规格                                                                 | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                     | 挂网企业 |
|---------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| JC61266 | 3.0mm 自钻、自攻空心螺钉         | 空心 螺钉&3.0mm、自钻、长度14 / 6mmSST\$空心 螺钉&3.0mm、自钻、长度 15 / 7mmSST\$空       | 202.714\$202.715\$202.716\$202.717\$202.718\$202.719\$202.720\$202. | 瑞士Synthes GmbH.                                                          |      |
| JC61267 | 3.5 mm 空心螺钉             | 空心 螺钉&0slash; 3.5 mm、长度10 / 4mmSST\$空心 螺钉&0slash; 3.5 mm、长度12 /      | 205.010\$ 205.012\$ 205.014\$ 205.016\$ 205.018\$ 205.020\$         | 瑞士Synthes GmbH.                                                          |      |
| JC61268 | 3.5 mm 空心螺钉             | 空心 螺钉 3.5 mmSST\$空心 螺钉 3.5 mm, 全螺纹, 长度 全螺纹SST\$空心 螺钉 3.5 mm, 全螺      | 205.210\$ 205.212\$ 205.214\$ 205.216\$ 205.218\$ 205.220\$         | 瑞士Synthes GmbH.                                                          |      |
| JC61282 | 椎间融合器系统 C-PLUS系列        | D=10mm; W=12mm;<br>L=5mm\$D=10mm; W=12mm;<br>L=6mm\$D=10mm; W=12mm;  | 30-C-1012-5\$30-C-1012-6\$30-C-1012-7\$30-C-1012-8\$30-C-           | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC61283 | 椎间融合器系统 T-PLUS系列        | W=10mm, L=27mm,<br>H=7mm\$W=10mm, L=27mm,<br>H=8mm\$W=10mm, L=27mm,  | 30-T-1027-7\$30-T-1027-8\$30-T-1027-9\$30-T-1027-10\$30-T-          | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC61284 | 椎间融合器系统 Rotate Option系列 | 后部高 (Hp) 7、9、11mm, 前部高 (Ha) 9、11、13mm, L=20、25mm, H=11、13、15, W=7、9、 | 33-11-20\$33-11-25\$33-13-20\$33-13-25\$33-15-20\$33-15-25          | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC61291 | Legacy Anterior 螺塞      | 螺塞                                                                   | 7440020                                                             | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc.                                     |      |
| JC61292 | LEGACY4.5 自断螺塞          | 自断螺塞                                                                 | 7440020                                                             | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc.                                     |      |
| JC61293 | LEGACY4.5 自断螺塞          | 自断螺塞                                                                 | 7440020                                                             | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc.                                     |      |
| JC61294 | LEGACY4.5 自断螺塞          | 自断螺塞                                                                 | 7440020                                                             | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc.                                     |      |
| JC61296 | LEGACY4.5 自断螺塞          | 自断螺塞                                                                 | 7440020                                                             | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc.                                     |      |
| JC61297 | LEGACY4.5 自断螺塞          | 自断螺塞                                                                 | 7440020                                                             | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc.                                     |      |

| 流水号     | 产品名称            | 产品规格         | 产品型号    | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|-----------------|--------------|---------|--------------------------------------|------|
| JC61299 | LEGACY4.5 自断螺塞  | 自断螺塞         | 7440020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61301 | CDH 自断螺塞 (5.5)  | 自断螺塞         | 7540000 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61303 | 5.5 高位固定自断螺塞    | 5.5 高位固定自断螺塞 | 7540020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61304 | 5.5 高位固定自断螺塞    | 5.5 高位固定自断螺塞 | 7540020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61305 | 5.5 高位固定自断螺塞    | 5.5 高位固定自断螺塞 | 7540020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61306 | 5.5 高位固定自断螺塞    | 5.5 高位固定自断螺塞 | 7540020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61307 | 5.5 高位固定自断螺塞    | 5.5 高位固定自断螺塞 | 7540020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61308 | 5.5 高位固定自断螺塞    | 5.5 高位固定自断螺塞 | 7540020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61309 | 5.5 高位固定自断螺塞    | 5.5 高位固定自断螺塞 | 7540020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61310 | 5.5 高位固定自断螺塞    | 5.5 高位固定自断螺塞 | 7540020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61314 | CDH 自断螺塞 (6.35) | 自断螺塞         | 7640000 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61316 | 6.35 高位固定自断螺塞   | 自断螺塞         | 7640020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|---------------|------|---------|--------------------------------------|------|
| JC61318 | 6.35 高位固定自断螺塞 | 自断螺塞 | 7640020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61319 | 6.35 高位固定自断螺塞 | 自断螺塞 | 7640020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61320 | 6.35 高位固定自断螺塞 | 自断螺塞 | 7640020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61321 | 6.35 高位固定自断螺塞 | 自断螺塞 | 7640020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61322 | 6.35 高位固定自断螺塞 | 自断螺塞 | 7640020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61323 | 6.35 高位固定自断螺塞 | 自断螺塞 | 7640020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61324 | 6.35 高位固定自断螺塞 | 自断螺塞 | 7640020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61325 | 6.35 高位固定自断螺塞 | 自断螺塞 | 7640020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61326 | 6.35 高位固定自断螺塞 | 自断螺塞 | 7640020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61328 | 6.35 高位固定自断螺塞 | 自断螺塞 | 7640020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61329 | 6.35 高位固定自断螺塞 | 自断螺塞 | 7640020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61330 | 6.35 高位固定自断螺塞 | 自断螺塞 | 7640020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                           | 产品规格  | 产品型号    | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|--------------------------------|-------|---------|--------------------------------------|------|
| JC61331 | 6.35 高位固定自断螺塞                  | 自断螺塞  | 7640020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61332 | 6.35 高位固定自断螺塞                  | 自断螺塞  | 7640020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61333 | 6.35 高位固定自断螺塞                  | 自断螺塞  | 7640020 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61335 | CDH 非自断螺塞 (6.35)               | 非自断螺塞 | 7640100 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61337 | 6.35 高位固定非自断螺塞                 | 非自断螺塞 | 7640120 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61339 | 6.35 提拉用自断螺塞                   | 复位螺塞  | 7640200 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61342 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>自断螺塞 (M8) | 自断螺塞  | 8590855 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61343 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>自断螺塞 (M8) | 自断螺塞  | 8590855 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61344 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>自断螺塞 (M8) | 自断螺塞  | 8590855 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61345 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>自断螺塞 (M8) | 自断螺塞  | 8590855 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61346 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>自断螺塞 (M8) | 自断螺塞  | 8590855 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61347 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>自断螺塞 (M8) | 自断螺塞  | 8590855 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                          | 产品规格                                                                         | 产品型号                                                              | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| JC61348 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>自断螺栓（M8） | 自断螺栓                                                                         | 8590855                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61349 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>自断螺栓（M8） | 自断螺栓                                                                         | 8590855                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61351 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>自断螺栓（M8） | 自断螺栓                                                                         | 8590855                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61352 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>自断螺栓（M8） | 自断螺栓                                                                         | 8590855                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61353 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>自断螺栓（M8） | 自断螺栓                                                                         | 8590855                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61354 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>自断螺栓（M8） | 自断螺栓                                                                         | 8590855                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61355 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>自断螺栓（M8） | 自断螺栓                                                                         | 8590855                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61381 | Longitude G4反向螺纹 螺栓           | 螺栓                                                                           | 7570855\$ 7570955                                                 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61382 | Longitude G4反向螺纹 螺栓           | 螺栓                                                                           | 7570855\$ 7570955                                                 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61384 | Longitude G4反向螺纹 螺栓           | 螺栓                                                                           | 7570855\$ 7570955                                                 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61386 | Longitude G4反向螺纹 螺栓           | 螺栓                                                                           | 7570855\$ 7570955                                                 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61406 | LEGACY 6.35 固定角度螺钉            | \$固定角度 螺钉, 4.0X20, TI \$<br>固定角度 螺钉, 4.0X25, TI \$<br>固定角度 螺钉, 4.0X30, TI \$ | 7642420\$ 7642425\$<br>7642430\$ 7642435\$<br>7642440\$ 7642445\$ | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                    | 产品规格                                                                            | 产品型号                                                                    | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| JC61408 | LEGACY 6.35 固定角度螺钉      | \$固定角度 螺钉, 4.0X20, TI \$<br>固定角度 螺钉, 4.0X25, TI \$<br>固定角度 螺钉, 4.0X30, TI \$    | 7642420\$ 7642425\$<br>7642430\$ 7642435\$<br>7642440\$ 7642445\$       | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61409 | LEGACY 6.35 固定角度螺钉      | \$固定角度 螺钉, 4.0X20, TI \$<br>固定角度 螺钉, 4.0X25, TI \$<br>固定角度 螺钉, 4.0X30, TI \$    | 7642420\$ 7642425\$<br>7642430\$ 7642435\$<br>7642440\$ 7642445\$       | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61415 | LEGACY 6.35 固定角度螺钉      | \$固定角度 螺钉, 4.0X20, TI \$<br>固定角度 螺钉, 4.0X25, TI \$<br>固定角度 螺钉, 4.0X30, TI \$    | 7642420\$ 7642425\$<br>7642430\$ 7642435\$<br>7642440\$ 7642445\$       | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61416 | LEGACY 6.35 固定角度螺钉      | \$固定角度 螺钉, 4.0X20, TI \$<br>固定角度 螺钉, 4.0X25, TI \$<br>固定角度 螺钉, 4.0X30, TI \$    | 7642420\$ 7642425\$<br>7642430\$ 7642435\$<br>7642440\$ 7642445\$       | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61419 | LEGACY 6.35 可调角度螺钉      | \$万向螺钉, 4.0X20, TI \$万向<br>螺钉, 4.0X25, TI \$万向螺钉,<br>4.0X30, TI \$万向螺钉,         | 76444020\$ 76444025\$<br>76444030\$ 76444035\$<br>76444040\$ 76444045\$ | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61422 | LEGACY 6.35 可调角度螺钉      | \$万向螺钉, 4.0X20, TI \$万向<br>螺钉, 4.0X25, TI \$万向螺钉,<br>4.0X30, TI \$万向螺钉,         | 76444020\$ 76444025\$<br>76444030\$ 76444035\$<br>76444040\$ 76444045\$ | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61426 | LEGACY 6.35 万向提拉螺钉      | \$万向螺钉, 4.0X20, TI \$万向<br>螺钉, 4.0X25, TI \$万向螺钉,<br>4.0X30, TI \$万向螺钉,         | 76444020\$ 76444025\$<br>76444030\$ 76444035\$<br>76444040\$ 76444045\$ | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61428 | LP 低切迹可调横连接<br>(5.5)    | 低切迹横连接                                                                          | 811-321\$ 811-322\$<br>811-323                                          | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61429 | LP 低切迹可调横连接<br>(6.35)   | 低切迹横连接                                                                          | 811-321\$ 811-322\$<br>811-323                                          | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61430 | LP 低切迹可调横连接<br>(6.35)   | 低切迹横连接                                                                          | 811-321\$ 811-322\$<br>811-323                                          | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61434 | X-10 低切迹固定横连<br>(6.35)  | 16MM 横连接 \$19MM 横连接<br>\$22MM 横连接\$25MM 横连接                                     | 8116416\$ 8116419\$<br>8116422\$ 8116425                                | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61435 | X-10 低切迹可调横连接<br>(6.35) | 28-30MM 横连接 \$30-34MM 横连<br>接 \$34-36MM 横连接 \$36-39MM<br>横连接\$39-45MM 横连接 \$45- | 8116428\$ 8116430\$<br>8116434\$ 8116436\$<br>8116439\$ 8116445\$       | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                            | 产品规格             | 产品型号    | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|---------------------------------|------------------|---------|--------------------------------------|------|
| JC61439 | 5.5 / 6.35多米诺连接头                | 5.5 / 6.35多米诺连接头 | 84506HT | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61441 | LEGACY 4.5 棒                    | 钛合金棒             | 848-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61443 | LEGACY 4.5 棒                    | 钛合金棒             | 848-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61444 | LEGACY 4.5 棒                    | 钛合金棒             | 848-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61445 | LEGACY 4.5 棒                    | 钛合金棒             | 848-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61446 | LEGACY 4.5 棒                    | 钛合金棒             | 848-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61447 | LEGACY 4.5 棒                    | 钛合金棒             | 848-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61448 | LEGACY 4.5 棒                    | 钛合金棒             | 848-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61452 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm        | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61453 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm        | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61454 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm        | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61455 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm        | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |



| 流水号     | 产品名称                            | 产品规格      | 产品型号    | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|---------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------|------|
| JC61456 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61457 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61458 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61459 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61460 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61461 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61462 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61463 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61464 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61466 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61467 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61468 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                            | 产品规格      | 产品型号    | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|---------------------------------|-----------|---------|--------------------------------------|------|
| JC61469 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61470 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61471 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61472 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61473 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61474 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61475 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61476 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61477 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61478 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61479 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61480 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm | 855-011 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                            | 产品规格                                                                   | 产品型号                                                              | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| JC61481 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm                                                              | 855-011                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61482 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm                                                              | 855-011                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61483 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm                                                              | 855-011                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61484 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm                                                              | 855-011                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61485 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm                                                              | 855-011                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61486 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm                                                              | 855-011                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61487 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm                                                              | 855-011                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61488 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm                                                              | 855-011                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61489 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm                                                              | 855-011                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61490 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>钛合金棒（51mm） | 钛合金棒 51mm                                                              | 855-011                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61497 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>固定角度螺钉（M8） | \$固定角度螺钉4.5*25 Ti \$固定<br>角度螺钉4.5*30 Ti \$固定角度<br>螺钉4.5*35 Ti \$固定角度螺钉 | 859-425\$ 859-430\$<br>859-435\$ 859-440\$<br>859-445\$ 859-525\$ | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC61498 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>固定角度螺钉（M8） | \$固定角度螺钉4.5*25 Ti \$固定<br>角度螺钉4.5*30 Ti \$固定角度<br>螺钉4.5*35 Ti \$固定角度螺钉 | 859-425\$ 859-430\$<br>859-435\$ 859-440\$<br>859-445\$ 859-525\$ | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                            | 产品规格                                                                   | 产品型号                                                                    | 生产企业                                              | 挂网企业 |
|---------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| JC61499 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>固定角度螺钉（M8） | \$固定角度螺钉4.5*25 Ti \$固定<br>角度螺钉4.5*30 Ti \$固定角度<br>螺钉4.5*35 Ti \$固定角度螺钉 | 859-425\$ 859-430\$<br>859-435\$ 859-440\$<br>859-445\$ 859-525\$       | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc.              |      |
| JC61501 | CD Horizon脊柱内固定系统<br>固定角度螺钉（M8） | \$固定角度螺钉4.5*25 Ti \$固定<br>角度螺钉4.5*30 Ti \$固定角度<br>螺钉4.5*35 Ti \$固定角度螺钉 | 859-425\$ 859-430\$<br>859-435\$ 859-440\$<br>859-445\$ 859-525\$       | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc.              |      |
| JC61513 | ROI后路腰椎椎间融合器                    | 0°，长24mm，高07mm\$0°，长<br>24mm，高09mm\$0°，长24mm，高<br>11mm\$5°，长24mm，高     | IR102P\$ IR104P\$<br>IR106P\$ IR112P\$<br>IR114P\$ IR116P\$             | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司）                           |      |
| JC61514 | Ortholoc前足骨板                    | 3孔\$4孔\$6孔\$7孔                                                         | 5201000100\$<br>5201000204\$<br>5201000206                              | 美国Wright Medical Technology, Inc.（美国瑞特医<br>疗技术公司） |      |
| JC61515 | Ortholoc锁定螺钉2.0&2.4             | 2.0mm：8-20mm（间隔2mm）<br>2.4mm：8-30mm（间隔2mm）                             | 5201020008\$<br>5201020010\$<br>5201020012\$                            | 美国Wright Medical Technology, Inc.（美国瑞特医<br>疗技术公司） |      |
| JC61516 | Ortholoc非锁定螺钉2.0&<br>2.4        | 2.0mm：8-20mm（间隔2mm）<br>2.4mm：8-30mm（间隔2mm）                             | 5201120008\$<br>5201120010\$<br>5201120012\$                            | 美国Wright Medical Technology, Inc.（美国瑞特医<br>疗技术公司） |      |
| JC61517 | 微型手骨固定用锁定螺钉                     | 螺纹直径：1.6mm，长度：6-<br>14mm（每1mm递增），16-24（每<br>2mm递增）。螺纹直径：2.0mm，         | 330-1606\$ 330-1607\$<br>330-1608\$ 330-1609\$<br>330-1610\$ 330-1611\$ | 美国OsteoMed L.P.                                   |      |
| JC61518 | 微型手骨固定用锁定螺钉                     | 螺纹直径：1.6mm，长度：6-<br>14mm（每1mm递增），16-24（每<br>2mm递增）。螺纹直径：2.0mm，         | 330-1606\$ 330-1607\$<br>330-1608\$ 330-1609\$<br>330-1610\$ 330-1611\$ | 美国OsteoMed L.P.                                   |      |
| JC61519 | 无头空心螺钉                          | 螺钉直径：2.3mm 长度：32mm。<br>螺钉直径：2.2mm，长度：38mm                              | 317-3032\$ 317-4038                                                     | 美国OsteoMed L.P.                                   |      |
| JC61520 | 空心拉力螺钉                          | 螺钉直径：1.9mm，长度：30mm<br>。螺钉直径：2.2mm，长度：<br>38mm                          | 319-2430\$ 319-4038                                                     | 美国OsteoMed L.P.                                   |      |
| JC61521 | 微型手骨固定用拉力螺钉                     | 302系列螺纹直径：2.0mm，长<br>度：6-14mm（每1mm递增），16-<br>36mm（每2mm递增）。306系列螺       | 302-2006\$ 302-2007\$<br>302-2008\$ 302-2009\$<br>302-2010\$ 302-2011\$ | 美国OsteoMed L.P.                                   |      |
| JC61522 | 固定针                             | 直径1.8mm 长度18mm                                                         | 330-1818                                                                | 美国OsteoMed L.P.                                   |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                                                | 产品型号                                                                    | 生产企业            | 挂网企业 |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| JC61523 | 微型手骨固定用全螺纹螺钉  | 螺纹直径：1.2mm，长度：4-14mm（每1mm递增），16-18（每2mm递增）。. 螺纹直径：                                                  | 331-1204\$ 331-1205\$<br>331-1206\$ 331-1207\$<br>331-1208\$ 331-1209\$ | 美国OsteoMed L.P. |      |
| JC61524 | 微型手骨固定用拉力螺钉   | 332系列为螺纹直径1.2mm，长度：6-14mm（每1mm递增），16-18（每2mm递增）                                                     | 332-1206\$ 332-1207\$<br>332-1208\$ 332-1209\$<br>332-1210\$ 332-1211\$ | 美国OsteoMed L.P. |      |
| JC61525 | 螺钉            | Φ3.8L12\$Φ3.8L14\$Φ3.8L16\$<br>Φ3.8L18\$Φ4.0L12\$Φ4.0L14\$<br>Φ4.0L16\$Φ4.0L18\$Φ4.5L14\$           | MOS-CS 38 12-S\$ MOS-CS 38 14-S\$ MOS-CS 38 16-S\$ MOS-CS 38            | 瑞士Spineart      |      |
| JC61526 | 螺钉            | Φ3.8L12\$Φ3.8L14\$Φ3.8L16\$<br>Φ3.8L18\$Φ4.0L12\$Φ4.0L14\$<br>Φ4.0L16\$Φ4.0L18\$Φ4.5L14\$           | MOS-CS 38 12-S\$ MOS-CS 38 14-S\$ MOS-CS 38 16-S\$ MOS-CS 38            | 瑞士Spineart      |      |
| JC61527 | 螺钉            | Φ3.8L12\$Φ3.8L14\$Φ3.8L16\$<br>Φ3.8L18\$Φ4.0L12\$Φ4.0L14\$<br>Φ4.0L16\$Φ4.0L18\$Φ4.5L14\$           | MOS-CS 38 12-S\$ MOS-CS 38 14-S\$ MOS-CS 38 16-S\$ MOS-CS 38            | 瑞士Spineart      |      |
| JC61528 | 螺钉            | Φ3.8L12\$Φ3.8L14\$Φ3.8L16\$<br>Φ3.8L18\$Φ4.0L12\$Φ4.0L14\$<br>Φ4.0L16\$Φ4.0L18\$Φ4.5L14\$           | MOS-CS 38 12-S\$ MOS-CS 38 14-S\$ MOS-CS 38 16-S\$ MOS-CS 38            | 瑞士Spineart      |      |
| JC61529 | 螺钉            | Φ3.8L12\$Φ3.8L14\$Φ3.8L16\$<br>Φ3.8L18\$Φ4.0L12\$Φ4.0L14\$<br>Φ4.0L16\$Φ4.0L18\$Φ4.5L14\$           | MOS-CS 38 12-S\$ MOS-CS 38 14-S\$ MOS-CS 38 16-S\$ MOS-CS 38            | 瑞士Spineart      |      |
| JC61530 | 螺钉            | Φ3.8L12\$Φ3.8L14\$Φ3.8L16\$<br>Φ3.8L18\$Φ4.0L12\$Φ4.0L14\$<br>Φ4.0L16\$Φ4.0L18\$Φ4.5L14\$           | MOS-CS 38 12-S\$ MOS-CS 38 14-S\$ MOS-CS 38 16-S\$ MOS-CS 38            | 瑞士Spineart      |      |
| JC61531 | 颈椎前路系统TRYPTIK | MOS-MP 00 00-S                                                                                      | MOS-MP 00 00-S                                                          | 瑞士Spineart      |      |
| JC61532 | 颈椎前路钢板        | 4holesL20\$4holesL25\$4holesL30\$6holesL35\$6holesL40\$6holesL45\$6holesL50\$6holesL55\$8holesL60\$ | MOS-PL 04 20-S\$ MOS-PL 04 25-S\$ MOS-PL 04 30-S\$ MOS-PL 06            | 瑞士Spineart      |      |
| JC61533 | 颈椎前路钢板        | 4holesL20\$4holesL25\$4holesL30\$6holesL35\$6holesL40\$6holesL45\$6holesL50\$6holesL55\$8holesL60\$ | MOS-PL 04 20-S\$ MOS-PL 04 25-S\$ MOS-PL 04 30-S\$ MOS-PL 06            | 瑞士Spineart      |      |
| JC61534 | 颈椎前路钢板        | 4holesL20\$4holesL25\$4holesL30\$6holesL35\$6holesL40\$6holesL45\$6holesL50\$6holesL55\$8holesL60\$ | MOS-PL 04 20-S\$ MOS-PL 04 25-S\$ MOS-PL 04 30-S\$ MOS-PL 06            | 瑞士Spineart      |      |



| 流水号     | 产品名称  | 产品规格                         | 产品型号                           | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|-------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------|
| JC61705 | 捆绑钢缆  | 71340020                     | 71340020                       | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC61706 | 捆绑钢缆  | 71340020                     | 71340020                       | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC61708 | 捆绑钢缆  | 71340020                     | 71340020                       | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC61709 | 捆绑钢缆  | 71340020                     | 71340020                       | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC61710 | 粗隆爪标准 | 71340013                     | 11孔粗隆爪, 标准                     | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC61711 | 粗隆爪标准 | 71340013                     | 11孔粗隆爪, 标准                     | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC61712 | 粗隆爪小  | 71340006                     | 11孔粗隆爪, 小                      | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC61713 | 粗隆爪小  | 71340006                     | 11孔粗隆爪, 小                      | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC61714 | 粗隆爪小  | 71340003\$71340004\$71340005 | 3孔粗隆爪, 小 \$5孔粗隆爪, 小\$ 8孔粗隆爪, 小 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC61715 | 粗隆爪小  | 71340003\$71340004\$71340005 | 3孔粗隆爪, 小 \$5孔粗隆爪, 小\$ 8孔粗隆爪, 小 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC61716 | 粗隆爪小  | 71340003\$71340004\$71340005 | 3孔粗隆爪, 小 \$5孔粗隆爪, 小\$ 8孔粗隆爪, 小 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC61717 | 钛板    | 71346150\$71346200\$71346250 | 3孔钛板\$ 5孔钛板\$ 7孔钛板             | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格                            | 产品型号                           | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|---------|--------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| JC61718 | 钛板     | 71346150\$71346200\$71346250    | 3孔钛板\$ 5孔钛板\$ 7孔钛板             | 美国 Smith & Nephew, Inc.                          |      |
| JC61719 | 钛板     | 71346150\$71346200\$71346250    | 3孔钛板\$ 5孔钛板\$ 7孔钛板             | 美国 Smith & Nephew, Inc.                          |      |
| JC61720 | 钛板     | 71346150\$71346200\$71346250    | 3孔钛板\$ 5孔钛板\$ 7孔钛板             | 美国 Smith & Nephew, Inc.                          |      |
| JC61722 | 粗隆爪标准  | 3孔粗隆爪, 标准\$5孔粗隆爪, 标准\$8孔粗隆爪, 标准 | 71340010\$ 71340011\$ 71340012 | 美国 Smith & Nephew, Inc.                          |      |
| JC61723 | 粗隆爪标准  | 3孔粗隆爪, 标准\$5孔粗隆爪, 标准\$8孔粗隆爪, 标准 | 71340010\$ 71340011\$ 71340012 | 美国 Smith & Nephew, Inc.                          |      |
| JC61725 | 连接扣（颈） | 3.2 / 2.0mm                     | 98002000                       | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61726 | 连接扣II代 | L=21.3mm                        | 98049213                       | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61727 | 连接扣II代 | L=21.3mm                        | 98049213                       | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61728 | 螺塞8mm  | 螺纹部分直径8mm                       | 98420200                       | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61729 | 螺塞8mm  | 螺纹部分直径8mm                       | 98420200                       | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61730 | 螺塞8mm  | 螺纹部分直径8mm                       | 98420200                       | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61731 | 螺塞8mm  | 螺纹部分直径8mm                       | 98420200                       | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |



| 流水号     | 产品名称     | 产品规格                                                 | 产品型号                                                                    | 生产企业                                              | 挂网企业 |
|---------|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| JC61732 | 螺塞8mm    | 螺纹部分直径8mm                                            | 98420200                                                                | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61733 | 螺塞8mm    | 螺纹部分直径8mm                                            | 98420200                                                                | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61734 | 螺塞8mm    | 螺纹部分直径8mm                                            | 98420200                                                                | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61735 | 4.0颈椎骨螺钉 | 4.0* (6-20) mm, 6mm-20mm 长度间隔2mm Φ2.9                | 45705006\$ 45705008\$<br>45705010\$ 45705012\$<br>45705014\$ 45705016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61736 | 4.0颈椎骨螺钉 | 4.0* (6-20) mm, 6mm-20mm 长度间隔2mm Φ2.9                | 45705006\$ 45705008\$<br>45705010\$ 45705012\$<br>45705014\$ 45705016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61737 | 枕骨固定座    | 4H\$3H\$2H\$3H\$4H\$2H\$3H\$4H;                      | 45709200\$ 45717335\$<br>45717402\$ 45717403\$<br>45717404\$ 45717502\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61738 | 枕骨固定座    | 4H\$3H\$2H\$3H\$4H\$2H\$3H\$4H;                      | 45709200\$ 45717335\$<br>45717402\$ 45717403\$<br>45717404\$ 45717502\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61739 | 枕骨固定座    | 4H\$3H\$2H\$3H\$4H\$2H\$3H\$4H;                      | 45709200\$ 45717335\$<br>45717402\$ 45717403\$<br>45717404\$ 45717502\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61740 | 4.5颈椎骨螺钉 | 4.5* (6-20) mm, 6mm-20mm 长度间隔2mm Φ 3.2               | 45715006\$ 45715008\$<br>45715010\$ 45715012\$<br>45715014\$ 45715016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61741 | 4.5颈椎骨螺钉 | 4.5* (6-20) mm, 6mm-20mm 长度间隔2mm Φ 3.2               | 45715006\$ 45715008\$<br>45715010\$ 45715012\$<br>45715014\$ 45715016\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61742 | 连接棒      | 6.0* (50-90) mm, 50mm-60mm长度间隔5mm, 60mm-90mm长度间隔10mm | 98001050\$ 98001055\$<br>98001060\$ 98001070\$<br>98001080\$ 98001090;  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61743 | 连接棒      | 6.0* (50-90) mm, 50mm-60mm长度间隔5mm, 60mm-90mm长度间隔10mm | 98001050\$ 98001055\$<br>98001060\$ 98001070\$<br>98001080\$ 98001090;  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                                                                     | 产品型号                                                                    | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| JC61744 | 连接棒       | 6.0*（50-90）mm，50mm-60mm长度间隔5mm，60mm-90mm长度间隔10mm                                         | 98001050\$ 98001055\$<br>98001060\$ 98001070\$<br>98001080\$ 98001090;  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61745 | 连接棒       | 直径6.0mm，长度100mm\$直径6.0mm，长度110mm.                                                        | 98001100\$ 98001110;                                                    | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61746 | 连接棒       | 直径6.0mm，长度100mm\$直径6.0mm，长度110mm.                                                        | 98001100\$ 98001110;                                                    | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61747 | 连接棒II     | 6.0*40mm\$6.0*45mm;                                                                      | 98002040\$ 98002045;                                                    | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61748 | 3.2连接棒（颈） | 3.2*120mm\$3.2*240mm;                                                                    | 98002120\$ 98002400;                                                    | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61749 | 3.2连接棒（颈） | 3.2*120mm\$3.2*240mm;                                                                    | 98002120\$ 98002400;                                                    | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61750 | 3.2连接棒（颈） | 3.2*120mm\$3.2*240mm;                                                                    | 98002120\$ 98002400;                                                    | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61751 | 3.2连接棒（颈） | 3.2*120mm\$3.2*240mm;                                                                    | 98002120\$ 98002400;                                                    | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61752 | 3.2连接棒（颈） | 3.2*120mm\$3.2*240mm;                                                                    | 98002120\$ 98002400;                                                    | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61753 | 3.2连接棒（颈） | 3.2*120mm\$3.2*240mm;                                                                    | 98002120\$ 98002400;                                                    | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61754 | 3.2连接棒（颈） | 3.2*120mm\$3.2*240mm;                                                                    | 98002120\$ 98002400;                                                    | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61755 | 5.5连接棒    | 5.5*50mm\$5.5*55mm\$5.5*60mm\$5.5*65mm\$5.5*70mm\$5.5*75mm\$5.5*80mm\$5.5*85mm\$5.5*90mm | 98005050\$ 98005055\$<br>98005060\$ 98005065\$<br>98005070\$ 98005075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格                                                                                     | 产品型号                                                              | 生产企业                                              | 挂网企业 |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| JC61756 | 5.5连接棒 | 5.5*50mm\$5.5*55mm\$5.5*60mm\$5.5*65mm\$5.5*70mm\$5.5*75mm\$5.5*80mm\$5.5*85mm\$5.5*90mm | 98005050\$ 98005055\$ 98005060\$ 98005065\$ 98005070\$ 98005075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61757 | 5.5连接棒 | 5.5*50mm\$5.5*55mm\$5.5*60mm\$5.5*65mm\$5.5*70mm\$5.5*75mm\$5.5*80mm\$5.5*85mm\$5.5*90mm | 98005050\$ 98005055\$ 98005060\$ 98005065\$ 98005070\$ 98005075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61758 | 5.5连接棒 | 5.5*50mm\$5.5*55mm\$5.5*60mm\$5.5*65mm\$5.5*70mm\$5.5*75mm\$5.5*80mm\$5.5*85mm\$5.5*90mm | 98005050\$ 98005055\$ 98005060\$ 98005065\$ 98005070\$ 98005075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61759 | 5.5连接棒 | 5.5*50mm\$5.5*55mm\$5.5*60mm\$5.5*65mm\$5.5*70mm\$5.5*75mm\$5.5*80mm\$5.5*85mm\$5.5*90mm | 98005050\$ 98005055\$ 98005060\$ 98005065\$ 98005070\$ 98005075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61760 | 5.5连接棒 | 5.5*50mm\$5.5*55mm\$5.5*60mm\$5.5*65mm\$5.5*70mm\$5.5*75mm\$5.5*80mm\$5.5*85mm\$5.5*90mm | 98005050\$ 98005055\$ 98005060\$ 98005065\$ 98005070\$ 98005075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61761 | 5.5连接棒 | 5.5*50mm\$5.5*55mm\$5.5*60mm\$5.5*65mm\$5.5*70mm\$5.5*75mm\$5.5*80mm\$5.5*85mm\$5.5*90mm | 98005050\$ 98005055\$ 98005060\$ 98005065\$ 98005070\$ 98005075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61762 | 5.5连接棒 | 5.5*50mm\$5.5*55mm\$5.5*60mm\$5.5*65mm\$5.5*70mm\$5.5*75mm\$5.5*80mm\$5.5*85mm\$5.5*90mm | 98005050\$ 98005055\$ 98005060\$ 98005065\$ 98005070\$ 98005075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61763 | 5.5连接棒 | 5.5*50mm\$5.5*55mm\$5.5*60mm\$5.5*65mm\$5.5*70mm\$5.5*75mm\$5.5*80mm\$5.5*85mm\$5.5*90mm | 98005050\$ 98005055\$ 98005060\$ 98005065\$ 98005070\$ 98005075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61764 | 5.5连接棒 | 5.5*50mm\$5.5*55mm\$5.5*60mm\$5.5*65mm\$5.5*70mm\$5.5*75mm\$5.5*80mm\$5.5*85mm\$5.5*90mm | 98005050\$ 98005055\$ 98005060\$ 98005065\$ 98005070\$ 98005075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61765 | 5.5连接棒 | 5.5*50mm\$5.5*55mm\$5.5*60mm\$5.5*65mm\$5.5*70mm\$5.5*75mm\$5.5*80mm\$5.5*85mm\$5.5*90mm | 98005050\$ 98005055\$ 98005060\$ 98005065\$ 98005070\$ 98005075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61766 | 5.5连接棒 | 5.5*50mm\$5.5*55mm\$5.5*60mm\$5.5*65mm\$5.5*70mm\$5.5*75mm\$5.5*80mm\$5.5*85mm\$5.5*90mm | 98005050\$ 98005055\$ 98005060\$ 98005065\$ 98005070\$ 98005075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61767 | 5.5连接棒 | 5.5*50mm\$5.5*55mm\$5.5*60mm\$5.5*65mm\$5.5*70mm\$5.5*75mm\$5.5*80mm\$5.5*85mm\$5.5*90mm | 98005050\$ 98005055\$ 98005060\$ 98005065\$ 98005070\$ 98005075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称            | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                              | 生产企业                                               | 挂网企业 |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| JC61768 | 5.5连接棒          | 5.5*50mm\$5.5*55mm\$5.5*60mm\$5.5*65mm\$5.5*70mm\$5.5*75mm\$5.5*80mm\$5.5*85mm\$5.5*90mm      | 98005050\$ 98005055\$ 98005060\$ 98005065\$ 98005070\$ 98005075\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61769 | 5.5连接棒 (90mm以上) | 5.5*95mm\$5.5*100mm\$5.5*110mm\$5.5*120mm                                                     | 98005095\$ 98005100\$ 98005110\$ 98005120;                        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61770 | 5.5连接棒 (90mm以上) | 5.5*95mm\$5.5*100mm\$5.5*110mm\$5.5*120mm                                                     | 98005095\$ 98005100\$ 98005110\$ 98005120;                        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61771 | 5.5连接棒 (90mm以上) | 5.5*95mm\$5.5*100mm\$5.5*110mm\$5.5*120mm                                                     | 98005095\$ 98005100\$ 98005110\$ 98005120;                        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61772 | 5.5连接棒 (90mm以上) | 5.5*95mm\$5.5*100mm\$5.5*110mm\$5.5*120mm                                                     | 98005095\$ 98005100\$ 98005110\$ 98005120;                        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61773 | 5.5连接棒 (90mm以上) | 5.5*95mm\$5.5*100mm\$5.5*110mm\$5.5*120mm                                                     | 98005095\$ 98005100\$ 98005110\$ 98005120;                        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61774 | 5.5连接棒 (90mm以上) | 5.5*95mm\$5.5*100mm\$5.5*110mm\$5.5*120mm                                                     | 98005095\$ 98005100\$ 98005110\$ 98005120;                        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61775 | 3.5万向螺钉 (颈)     | 3.5*10mm\$3.5*12mm\$3.5*14mm\$3.5*16mm\$3.5*18mm\$3.5*20mm\$3.5*22mm\$3.5*24mm\$3.5*26mm\$3.5 | 98013510\$ 98013512\$ 98013514\$ 98013516\$ 98013526\$ 98023520\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61776 | 3.5万向螺钉 (颈)     | 3.5*10mm\$3.5*12mm\$3.5*14mm\$3.5*16mm\$3.5*18mm\$3.5*20mm\$3.5*22mm\$3.5*24mm\$3.5*26mm\$3.5 | 98013510\$ 98013512\$ 98013514\$ 98013516\$ 98013526\$ 98023520\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61777 | 3.5万向螺钉 (颈)     | 3.5*10mm\$3.5*12mm\$3.5*14mm\$3.5*16mm\$3.5*18mm\$3.5*20mm\$3.5*22mm\$3.5*24mm\$3.5*26mm\$3.5 | 98013510\$ 98013512\$ 98013514\$ 98013516\$ 98013526\$ 98023520\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61778 | 3.5万向螺钉 (颈)     | 3.5*10mm\$3.5*12mm\$3.5*14mm\$3.5*16mm\$3.5*18mm\$3.5*20mm\$3.5*22mm\$3.5*24mm\$3.5*26mm\$3.5 | 98013510\$ 98013512\$ 98013514\$ 98013516\$ 98013526\$ 98023520\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61779 | 4.0万向螺钉 (枕颈)    | 4.0*10mm\$4.0*12mm\$4.0*14mm\$4.0*16mm\$4.0*18mm\$4.0*20mm\$4.0*22mm\$4.0*24mm\$4.0*26mm\$4.0 | 98014010\$ 98014012\$ 98014014\$ 98014016\$ 98024012\$ 98024014\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                              | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| JC61780 | 4.0万向螺钉（枕颈）   | 4.0*10mm\$4.0*12mm\$4.0*14mm\$4.0*16mm\$4.0*18mm\$4.0*20mm\$4.0*22mm\$4.0*24mm\$4.0*26mm\$4.0 | 98014010\$ 98014012\$ 98014014\$ 98014016\$ 98024012\$ 98024014\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61781 | 4.0万向螺钉（枕颈）   | 4.0*10mm\$4.0*12mm\$4.0*14mm\$4.0*16mm\$4.0*18mm\$4.0*20mm\$4.0*22mm\$4.0*24mm\$4.0*26mm\$4.0 | 98014010\$ 98014012\$ 98014014\$ 98014016\$ 98024012\$ 98024014\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61782 | 4.0万向螺钉（腰脊低端） | 4.0*25mm\$4.0*30mm;                                                                           | 98104025\$ 98104030;                                              | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61783 | 4.5万向螺钉（腰脊低端） | 4.5*30mm\$4.5*35mm;                                                                           | 98104530\$ 98104535;                                              | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61784 | 5.0万向螺钉（腰脊低端） | 5.0*30mm\$5.0*35mm\$5.0*40mm\$5.0*45mm                                                        | 98105030\$ 98105035\$ 98105040\$ 98105045;                        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61785 | 5.5万向螺钉（腰脊低端） | 5.0*30mm\$5.0*35mm\$5.0*40mm\$5.0*45mm                                                        | 98105530\$ 98105535\$ 98105540\$ 98105545;                        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61786 | 5.5万向螺钉（腰脊低端） | 5.0*30mm\$5.0*35mm\$5.0*40mm\$5.0*45mm                                                        | 98105530\$ 98105535\$ 98105540\$ 98105545;                        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61787 | 5.5万向螺钉（腰脊低端） | 5.0*30mm\$5.0*35mm\$5.0*40mm\$5.0*45mm                                                        | 98105530\$ 98105535\$ 98105540\$ 98105545;                        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61788 | 5.5万向螺钉（腰脊低端） | 5.0*30mm\$5.0*35mm\$5.0*40mm\$5.0*45mm                                                        | 98105530\$ 98105535\$ 98105540\$ 98105545;                        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61789 | 6.0万向螺钉（腰脊低端） | 6.0*35mm\$6.0*40mm\$6.0*45mm\$6.0*50mm                                                        | 98106035\$ 98106040\$ 98106045\$ 98106050;                        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61790 | 6.5万向螺钉（腰脊低端） | 6.0*35mm\$6.0*40mm\$6.0*45mm\$6.0*50mm                                                        | 98106535\$ 98106540\$ 98106545\$ 98106550;                        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61791 | 7.0万向螺钉（腰脊低端） | 7.0*30mm\$7.0*35mm\$7.0*40mm\$7.0*45mm\$7.0*50mm                                              | 98107030\$ 98107035\$ 98107040\$ 98107045\$ 98107050;             | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                              | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| JC61792 | 7.5万向螺钉（腰脊低端）  | 7.5*35mm\$7.5*40mm\$7.5*45mm\$7.5*50mm\$7.5*55mm                                              | 98107535\$ 98107540\$ 98107545\$ 98107550\$ 98107555;             | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61793 | 短尾椎弓根螺钉        | 4.5*30mm\$4.5*35mm\$5.0*30mm\$5.0*35mm\$5.0*40mm\$5.5*30mm\$5.5*35mm\$5.5*40mm\$5.5*45mm\$6.0 | 98124530\$ 98124535\$ 98125030\$ 98125035\$ 98125040\$ 98125530\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61794 | 短尾椎弓根螺钉        | 4.5*30mm\$4.5*35mm\$5.0*30mm\$5.0*35mm\$5.0*40mm\$5.5*30mm\$5.5*35mm\$5.5*40mm\$5.5*45mm\$6.0 | 98124530\$ 98124535\$ 98125030\$ 98125035\$ 98125040\$ 98125530\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61795 | 万向椎弓根螺钉        | 4.0*25mm\$4.0*30mm\$4.5*30mm\$4.5*35mm\$5.0*30mm\$5.0*35mm\$5.0*40mm\$5.5*30mm\$5.5*35mm\$5.5 | 98144025\$ 93144030\$ 98144530\$ 98144535\$ 98145030\$ 98145035\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61796 | 4.0椎弓根螺钉（腰脊低端） | 4.0*25mm\$4.0*30mm;                                                                           | 98164025\$ 98164030;                                              | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61797 | 4.5椎弓根螺钉（腰脊低端） | 4.5*30mm\$4.5*35mm;                                                                           | 98164530\$ 98164535;                                              | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61798 | 5.0椎弓根螺钉（腰脊低端） | 5.0*30mm\$5.0*35mm\$5.0*40mm;                                                                 | 98165030\$ 98165035\$ 98165040;                                   | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61799 | 5.5椎弓根螺钉（腰脊低端） | 5.5*30mm\$5.5*35mm\$5.5*40mm\$5.5*45mm                                                        | 98165530\$ 98165535\$ 98165540\$ 98165545;                        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61800 | 5.5椎弓根螺钉（腰脊低端） | 5.5*30mm\$5.5*35mm\$5.5*40mm\$5.5*45mm                                                        | 98165530\$ 98165535\$ 98165540\$ 98165545;                        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61801 | 6.0椎弓根螺钉（腰脊低端） | 6.0*35mm\$6.0*40mm\$6.0*45mm\$6.0*50mm                                                        | 98166035\$ 98166040\$ 98166045\$ 98166050;                        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61802 | 6.5椎弓根螺钉（腰脊低端） | 6.5*35mm\$6.5*40mm\$6.5*45mm\$6.5*50mm                                                        | 98166535\$ 98166540\$ 98166545\$ 98166550;                        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61803 | 7.0椎弓根螺钉（腰脊低端） | 7.0*30mm\$7.0*35mm\$7.0*40mm\$7.0*45mm\$7.0*50mm                                              | 98167030\$ 98167035\$ 98167040\$ 98167045\$ 98167050;             | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                             | 产品型号                                                  | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|---------|------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| JC61804 | 7.0椎弓根螺钉（腰脊低端）   | 7.0*30mm\$7.0*35mm\$7.0*40mm\$7.0*45mm\$7.0*50mm | 98167030\$ 98167035\$ 98167040\$ 98167045\$ 98167050; | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61805 | 7.5椎弓根螺钉（腰脊低端）   | 7.5*30mm\$7.5*35mm\$7.5*40mm\$7.5*45mm           | 98167530\$ 98167535\$ 98167540\$ 98167545;            | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61806 | 4.0短尾椎弓根螺钉（腰脊低端） | 4.0*25mm\$4.0*30mm\$4.0*35mm                     | 98204025\$ 98204030\$ 98204035;                       | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61807 | 4.5短尾椎弓根螺钉（腰脊低端） | 4.5*25mm\$4.5*30mm\$4.5*35mm\$4.5*40mm           | 98204525\$ 98204530\$ 98204535\$ 98204540;            | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61808 | 5.5短尾椎弓根螺钉（腰脊低端） | 5.5*25mm\$5.5*30mm\$5.5*35mm\$5.5*40mm\$5.5*45mm | 98205525\$ 98205530\$ 98205535\$ 98205540\$ 98205545; | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61809 | 4.0万向螺钉II代（腰脊低端） | 4.0*25mm\$4.0*30mm;                              | 98344025\$ 98344030;                                  | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61810 | 4.5万向螺钉II代（腰脊低端） | 4.5*25mm\$4.5*30mm\$4.5*35mm\$4.5*40mm           | 98344525\$ 98344530\$ 98344535\$ 98344540;            | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61811 | 5.0万向螺钉II代（腰脊低端） | 5.0*30mm\$5.0*35mm\$5.0*40mm\$5.0*45mm           | 98345030\$ 98345035\$ 98345040\$ 98345045;            | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61812 | 5.5万向螺钉II代（腰脊低端） | 5.5*30mm\$5.5*35mm\$5.5*40mm\$5.5*45mm\$5.5*50mm | 98345530\$ 98345535\$ 98345540\$ 98345545\$ 98345550; | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61813 | 6.0万向螺钉II代（腰椎低端） | 6.0*30mm\$6.0*35mm\$6.0*40mm\$6.0*45mm\$6.0*50mm | 98346030\$ 98346035\$ 98346040\$ 98346045\$ 98346050; | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61814 | 6.5万向螺钉II代（腰脊低端） | 6.5*30mm\$6.5*35mm\$6.5*40mm\$6.5*45mm\$6.5*50mm | 98346530\$ 98346535\$ 98346540\$ 98346545\$ 98346550; | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61815 | 7.0万向螺钉II代（腰脊低端） | 7*30mm\$7*35mm\$7*40mm\$7*45mm\$7*50mm           | 98347030\$ 98347035\$ 98347040\$ 98347045\$ 98347050; | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                | 产品规格                                                                 | 产品型号                                                              | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|---------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| JC61816 | 7.5万向螺钉II代（腰脊低端）    | 7.5*30mm\$7.5*35mm\$7.5*40mm\$7.5*45mm                               | 98347530\$ 98347535\$ 98347540\$ 98347545;                        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61817 | 4.0短尾椎弓根螺钉（枕颈）      | 4.0*25mm\$4.0*30mm\$4.0*35mm\$4.0*40mm\$4.0*45mm\$4.0*50mm\$4.0*55mm | 98364025\$ 98364030\$ 98364035\$ 98364040\$ 98364045\$ 98364050\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61818 | 4.0短尾椎弓根螺钉（枕颈）      | 4.0*25mm\$4.0*30mm\$4.0*35mm\$4.0*40mm\$4.0*45mm                     | 98364025\$ 98364030\$ 98364035\$ 98364040\$ 98364045\$ 98364050\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61819 | 4.5短尾椎弓根螺钉（枕颈）      | 4.5*25mm\$4.5*30mm\$4.5*35mm\$4.5*40mm\$4.5*45mm\$4.5*50mm\$4.5*55mm | 98364525\$ 98364530\$ 98364535\$ 98364540\$ 98364545\$ 98364550\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61820 | 4.5短尾椎弓根螺钉（枕颈）      | 4.5*25mm\$4.5*30mm\$4.5*35mm\$4.5*40mm\$4.5*45mm\$4.5*50mm\$4.5*55mm | 98364525\$ 98364530\$ 98364535\$ 98364540\$ 98364545\$ 98364550\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61821 | 4.5短尾椎弓根螺钉（枕颈）      | 4.5*25mm\$4.5*30mm\$4.5*35mm\$4.5*40mm\$4.5*45mm\$4.5*50mm\$4.5*55mm | 98364525\$ 98364530\$ 98364535\$ 98364540\$ 98364545\$ 98364550\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61822 | 5.0短尾椎弓根螺钉II代（腰脊低端） | 5.0*30mm\$5.0*35mm\$5.0*40mm\$5.0*45mm                               | 98365030\$ 98365035\$ 98365040\$ 98365045;                        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61823 | 5.5短尾椎弓根螺钉II代（腰脊低端） | 5.5*25mm\$5.5*30mm\$5.5*35mm\$5.5*40mm\$5.5*45mm                     | 98365525\$ 98365530\$ 98365535\$ 98365540\$ 98365545;             | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61824 | 6.0短尾椎弓根螺钉II代（腰脊低端） | 5.5*30mm\$5.5*35mm\$5.5*40mm\$5.5*45mm\$5.5*50mm                     | 98366035\$ 98366040\$ 98366045\$ 98366050;                        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61825 | 6.5短尾椎弓根螺钉II代（腰脊低端） | 6.0*30mm\$6.0*35mm\$6.0*40mm\$6.0*45mm\$6.0*50mm                     | 98366530\$ 98366535\$ 98366540\$ 98366545\$ 98366550;             | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61826 | 7.0短尾椎弓根螺钉II代（腰脊低端） | 6.5*30mm\$6.5*35mm\$6.5*40mm\$6.5*45mm\$6.5*50mm                     | 98367030\$ 98367035\$ 98367040\$ 98367045\$ 98367050;             | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61827 | 7.5短尾椎弓根螺钉II代（腰脊低端） | 7*30mm\$7*35mm\$7*40mm\$7*45mm\$7*50mm                               | 98367530\$ 98367535\$ 98367540\$ 98367545\$ 98367550;             | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |



| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                                                                                    | 产品型号                                                              | 生产企业                                               | 挂网企业 |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| JC61828 | 万向复位螺钉    | 4. 0*25mm\$4. 0*30mm\$4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 0*45mm\$5. 5*30mm\$5. 5 | 98384025\$ 98384030\$ 98384530\$ 98384535\$ 98385030\$ 98385035\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61829 | 万向复位螺钉    | 4. 0*25mm\$4. 0*30mm\$4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 0*45mm\$5. 5*30mm\$5. 5 | 98384025\$ 98384030\$ 98384530\$ 98384535\$ 98385030\$ 98385035\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61830 | 万向复位螺钉    | 4. 0*25mm\$4. 0*30mm\$4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 0*45mm\$5. 5*30mm\$5. 5 | 98384025\$ 98384030\$ 98384530\$ 98384535\$ 98385030\$ 98385035\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61831 | 椎弓根螺钉     | 4. 5*25mm\$4. 5*30mm\$4. 5*35mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 5*30mm\$5. 5*35mm\$5. 5*40mm\$5. 5 | 98404525\$ 98404530\$ 98404535\$ 98405030\$ 98405035\$ 98405040\$ | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61832 | 6mm螺塞     | 螺纹部分 直径6mm                                                                                              | 98420100\$98421200;                                               | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61833 | 6mm螺塞     | 螺纹部分 直径6mm                                                                                              | 98420100\$98421200;                                               | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61834 | 6mm螺塞     | 螺纹部分 直径6mm                                                                                              | 98420100\$98421200;                                               | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61835 | 6mm螺塞     | 螺纹部分 直径6mm                                                                                              | 98420100\$98421200;                                               | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61836 | 6mm螺塞     | 螺纹部分 直径6mm                                                                                              | 98420100\$98421200;                                               | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61837 | 螺塞 (10mm) | 螺纹部分 直径10mm                                                                                             | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61838 | 螺塞 (10mm) | 螺纹部分 直径10mm                                                                                             | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |
| JC61839 | 螺塞 (10mm) | 螺纹部分 直径10mm                                                                                             | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600        | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利 mediox有限公司) |      |

| 流水号     | 产品名称     | 产品规格        | 产品型号                                                       | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|---------|----------|-------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| JC61840 | 螺塞（10mm） | 螺纹部分 直径10mm | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61841 | 螺塞（10mm） | 螺纹部分 直径10mm | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61842 | 螺塞（10mm） | 螺纹部分 直径10mm | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61843 | 螺塞（10mm） | 螺纹部分 直径10mm | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61844 | 螺塞（10mm） | 螺纹部分 直径10mm | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61845 | 螺塞（10mm） | 螺纹部分 直径10mm | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61846 | 螺塞（10mm） | 螺纹部分 直径10mm | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61847 | 螺塞（10mm） | 螺纹部分 直径10mm | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61848 | 螺塞（10mm） | 螺纹部分 直径10mm | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61849 | 螺塞（10mm） | 螺纹部分 直径10mm | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61850 | 螺塞（10mm） | 螺纹部分 直径10mm | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61851 | 螺塞（10mm） | 螺纹部分 直径10mm | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                     | 产品型号                                                               | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|---------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| JC61852 | 螺塞（10mm）       | 螺纹部分 直径10mm                                              | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600         | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61853 | 螺塞（10mm）       | 螺纹部分 直径10mm                                              | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600         | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61854 | 螺塞（10mm）       | 螺纹部分 直径10mm                                              | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600         | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61855 | 螺塞（10mm）       | 螺纹部分 直径10mm                                              | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600         | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61856 | 螺塞（10mm）       | 螺纹部分 直径10mm                                              | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600         | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61857 | 螺塞（10mm）       | 螺纹部分 直径10mm                                              | 98420300\$98420400\$98420500\$98420600\$98421500\$98421600         | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61858 | 侧方连接器（颈）       | 3.2mm侧方连接器 闭口\$3.2mm侧方连接器开口\$3.5mm侧方连接器开口\$4.0mm侧方连接器开口； | 98426001\$98426011\$98426012\$98426013；                            | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61859 | 侧方连接器 闭口（腰脊低端） | 5.5mm侧方连接器 闭口\$6.0mm侧方连接器 闭口                             | 98426005\$98426006                                                 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61860 | 侧方连接器 开口（腰脊低端） | 5.5 侧方连接器 开口\$6.0mm 侧方连接器 开口                             | 98426015\$98426016；                                                | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61861 | 6.0多米诺连接头      | 6.0\$6.0mm                                               | 98440010\$98440810；                                                | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61862 | 多米诺接头（腰脊低端）    | 3.2 / 4.75mm\$5.5 / 3.2mm\$5.5 / 5.5mm；                  | 98440802\$98440803\$98440808；                                      | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61863 | 6.0骨钩          | 6.0mm                                                    | 98460001\$98460002\$98460003\$98461008\$98461009\$98461012\$984610 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                                                      | 产品型号                                                               | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| JC61864 | 5.5骨钩（腰脊低端）    | 5.5mm                                                                                     | 98460004\$98460005\$98460006;                                      | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61865 | 4.75骨钩         | 4.75mm;                                                                                   | 98466001\$98466002;                                                | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61866 | 连接杆（颈）         | 40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm                                                  | 98471040\$98471045\$98471050\$98471055\$98471060\$98471065\$984710 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61867 | 连接杆（颈）         | 40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm                                                  | 98471040\$98471045\$98471050\$98471055\$98471060\$98471065\$984710 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61868 | 横连杆装配          | 6.0*40mm\$6.0*45mm\$6.0*50mm\$6.0*55mm\$6.0*60mm\$6.0*70mm\$6.0*80mm\$6.0*90mm\$6.0*100mm | 98483040\$98483045\$98483050\$98483055\$98483060\$98483070\$984830 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61869 | 横连杆装配          | 6.0*40mm\$6.0*45mm\$6.0*50mm\$6.0*55mm\$6.0*60mm\$6.0*70mm\$6.0*80mm\$6.0*90mm\$6.0*100mm | 98483040\$98483045\$98483050\$98483055\$98483060\$98483070\$984830 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61870 | 横连杆装配          | 6.0*40mm\$6.0*45mm\$6.0*50mm\$6.0*55mm\$6.0*60mm\$6.0*70mm\$6.0*80mm\$6.0*90mm\$6.0*100mm | 98483040\$98483045\$98483050\$98483055\$98483060\$98483070\$984830 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61871 | 横连杆装配          | 6.0*40mm\$6.0*45mm\$6.0*50mm\$6.0*55mm\$6.0*60mm\$6.0*70mm\$6.0*80mm\$6.0*90mm\$6.0*100mm | 98483040\$98483045\$98483050\$98483055\$98483060\$98483070\$984830 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61872 | 5.5横连杆装配（腰脊低端） | 5.5*15mm\$5.5*18mm\$5.5*21mm\$5.5*24mm\$5.5*27mm\$5.5*30mm\$5.5*33mm\$5.5*36mm\$5.5*39mm  | 98487001\$98487002\$98487003\$98487004\$98487005\$98487006\$984870 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61873 | 5.5横连杆装配（腰脊低端） | 5.5*15mm\$5.5*18mm\$5.5*21mm\$5.5*24mm\$5.5*27mm\$5.5*30mm\$5.5*33mm\$5.5*36mm\$5.5*39mm  | 98487001\$98487002\$98487003\$98487004\$98487005\$98487006\$984870 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61874 | 5.5横连杆装配（腰脊低端） | 5.5*15mm\$5.5*18mm\$5.5*21mm\$5.5*24mm\$5.5*27mm\$5.5*30mm\$5.5*33mm\$5.5*36mm\$5.5*39mm  | 98487001\$98487002\$98487003\$98487004\$98487005\$98487006\$984870 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |
| JC61875 | 5.5横连杆装配（腰脊低端） | 5.5*15mm\$5.5*18mm\$5.5*21mm\$5.5*24mm\$5.5*27mm\$5.5*30mm\$5.5*33mm\$5.5*36mm\$5.5*39mm  | 98487001\$98487002\$98487003\$98487004\$98487005\$98487006\$984870 | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft（匈牙利mediox有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                                                       | 产品型号                                                       | 生产企业                                              | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| JC61876 | 重建棒                   | L=80mm\$L=100mm\$L=120mm;                                  | 98709180\$98709100\$98709120;                              | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61877 | 重建棒                   | L=80mm\$L=100mm\$L=120mm;                                  | 98709180\$98709100\$98709120;                              | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61878 | 重建棒                   | L=80mm\$L=100mm\$L=120mm;                                  | 98709180\$98709100\$98709120;                              | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61879 | 重建棒                   | L=80mm\$L=100mm\$L=120mm;                                  | 98709180\$98709100\$98709120;                              | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61880 | 重建棒                   | L=80mm\$L=100mm\$L=120mm;                                  | 98709180\$98709100\$98709120;                              | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61881 | 重建棒                   | L=80mm\$L=100mm\$L=120mm;                                  | 98709180\$98709100\$98709120;                              | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61882 | 重建棒                   | L=80mm\$L=100mm\$L=120mm;                                  | 98709180\$98709100\$98709120;                              | 匈牙利Mediox Orvosi Muszergyarto Kft (匈牙利mediox有限公司) |      |
| JC61883 | Mantis胸腰椎后路脊柱钉棒系统-预弯棒 | 6.0mm六角头预弯矫形棒, 长度30mm\$6.0mm六角头预弯矫形棒, 长度35mm\$6.0mm六角头预弯矫形 | 48486030\$48486035\$484860 40\$48486045\$484860 50\$484860 | 法国Stryker Spine S.A.S                             |      |
| JC61884 | Mantis胸腰椎后路脊柱钉棒系统-预弯棒 | 6.0mm六角头直型矫形棒, 长度100mm\$6.0mm六角头直型矫形棒, 长度110mm\$6.0mm六角头直  | 48486100\$48486110\$48486 120\$48486130\$48486             | 法国Stryker Spine S.A.S                             |      |
| JC61885 | Mantis胸腰椎后路脊柱钉棒系统-直棒  | 6.0mm六角头直棒, 长度30mm\$6.0mm六角头直棒, 长度35mm\$6.0mm六角头直棒, 长度     | 48487030\$48487035\$484870 40\$48487045\$484870 50\$484870 | 法国Stryker Spine S.A.S                             |      |
| JC61886 | Mantis胸腰椎后路脊柱钉棒系统-直棒  | 6.0mm六角头直型矫形棒, 长度100mm\$6.0mm六角头直型矫形棒, 长度110mm\$6.0mm六角头直  | 48487100\$48487110\$48487 120\$48487130\$48487 140\$48487  | 法国Stryker Spine S.A.S                             |      |
| JC61887 | Mantis胸腰椎后路脊柱钉棒系统-直棒  | 6.0mm六角头直型矫形棒, 长度200mm\$6.0mm六角头直型矫形棒, 长度480m, 600mm       | 48487200\$48487480\$48487 600                              | 法国Stryker Spine S.A.S                             |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                   | 产品型号                                                              | 生产企业       | 挂网企业 |
|---------|-----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------|
| JC61888 | PCB接骨板    | H4. 5mmW12mm~H8mmW15mm | 11PCB05\$ 11PCB10\$<br>11PCB20\$ 11PCB30\$<br>11PCB40\$ 11PCB50\$ | 法国SCIENT`X |      |
| JC61889 | PCB接骨板    | H4. 5mmW12mm~H8mmW15mm | 11PCB05\$ 11PCB10\$<br>11PCB20\$ 11PCB30\$<br>11PCB40\$ 11PCB50\$ | 法国SCIENT`X |      |
| JC61890 | Stella接骨板 | L21mm~L33. 5mm         | 11PCS0210\$<br>11PCS0235\$<br>11PCS0260\$                         | 法国SCIENT`X |      |
| JC61891 | Stella接骨板 | L21mm~L33. 5mm         | 11PCS0210\$<br>11PCS0235\$<br>11PCS0260\$                         | 法国SCIENT`X |      |
| JC61892 | Stella接骨板 | L36mm~L46mm            | 11PCS0360\$<br>11PCS0385\$<br>11PCS0410\$                         | 法国SCIENT`X |      |
| JC61893 | Stella接骨板 | L36mm~L46mm            | 11PCS0360\$<br>11PCS0385\$<br>11PCS0410\$                         | 法国SCIENT`X |      |
| JC61894 | Stella接骨板 | L48. 5mm~58. 5mm       | 11PCS0485\$<br>11PCS0510\$<br>11PCS0535\$                         | 法国SCIENT`X |      |
| JC61895 | Stella接骨板 | L48. 5mm~58. 5mm       | 11PCS0485\$<br>11PCS0510\$<br>11PCS0535\$                         | 法国SCIENT`X |      |
| JC61896 | Stella接骨板 | L610mm~L1210mm         | 11PCS0610\$<br>11PC0S660\$<br>11PCS0710\$                         | 法国SCIENT`X |      |
| JC61897 | Stella接骨板 | L610mm~L1210mm         | 11PCS0610\$<br>11PC0S660\$<br>11PCS0710\$                         | 法国SCIENT`X |      |
| JC61898 | 颈椎螺钉      | 直径4. 0mm, L12mm~16mm   | 11VC40-12\$ 11VC40-<br>13\$ 11VC40-14\$<br>11VC40-15\$ 11VC40-    | 法国SCIENT`X |      |
| JC61899 | 颈椎螺钉      | 直径4. 0mm, L12mm~16mm   | 11VC40-12\$ 11VC40-<br>13\$ 11VC40-14\$<br>11VC40-15\$ 11VC40-    | 法国SCIENT`X |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格               | 产品型号                                                         | 生产企业       | 挂网企业 |
|---------|--------|--------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------|
| JC61900 | 颈椎螺钉   | 直径4.0mm，L12mm~16mm | 11VC40-12\$ 11VC40-13\$ 11VC40-14\$ 11VC40-15\$ 11VC40-      | 法国SCIENT`X |      |
| JC61901 | 颈椎螺钉   | 直径4.0mm，L12mm~16mm | 11VC40-12\$ 11VC40-13\$ 11VC40-14\$ 11VC40-15\$ 11VC40-      | 法国SCIENT`X |      |
| JC61902 | 颈椎螺钉   | 直径4.0mm，L12mm~16mm | 11VC40-12\$ 11VC40-13\$ 11VC40-14\$ 11VC40-15\$ 11VC40-      | 法国SCIENT`X |      |
| JC61903 | 颈椎螺钉   | 直径4.0mm，L12mm~16mm | 11VC40-12\$ 11VC40-13\$ 11VC40-14\$ 11VC40-15\$ 11VC40-      | 法国SCIENT`X |      |
| JC61904 | 颈椎螺钉   | 直径4.0mm，L12mm~16mm | 11VC40-12\$ 11VC40-13\$ 11VC40-14\$ 11VC40-15\$ 11VC40-      | 法国SCIENT`X |      |
| JC61905 | 颈椎螺钉   | 直径4.0mm，L12mm~16mm | 11VC40-12\$ 11VC40-13\$ 11VC40-14\$ 11VC40-15\$ 11VC40-      | 法国SCIENT`X |      |
| JC61906 | 颈椎螺钉   | 直径4.0mm，L12mm~16mm | 11VC40-12\$ 11VC40-13\$ 11VC40-14\$ 11VC40-15\$ 11VC40-      | 法国SCIENT`X |      |
| JC61907 | 颈椎螺钉   | 直径4.0mm，L12mm~16mm | 11VC40-12\$ 11VC40-13\$ 11VC40-14\$ 11VC40-15\$ 11VC40-      | 法国SCIENT`X |      |
| JC61908 | 颈椎修复螺钉 | 直径4.5mm，L12mm~16mm | 11VC45-12R\$ 11VC45-14R\$ 11VC45-16R\$ 11VC45-12RS\$ 11VC45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC61909 | 颈椎修复螺钉 | 直径4.5mm，L12mm~16mm | 11VC45-12R\$ 11VC45-14R\$ 11VC45-16R\$ 11VC45-12RS\$ 11VC45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC61910 | 颈椎修复螺钉 | 直径4.5mm，L12mm~16mm | 11VC45-12R\$ 11VC45-14R\$ 11VC45-16R\$ 11VC45-12RS\$ 11VC45- | 法国SCIENT`X |      |
| JC61911 | 颈椎修复螺钉 | 直径4.5mm，L12mm~16mm | 11VC45-12R\$ 11VC45-14R\$ 11VC45-16R\$ 11VC45-12RS\$ 11VC45- | 法国SCIENT`X |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格                                                                     | 产品型号                                                                | 生产企业                     | 挂网企业 |
|---------|--------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| JC61912 | 颈椎修复螺钉 | 直径4.5mm, L12mm~16mm                                                      | 11VC45-12R\$ 11VC45-14R\$ 11VC45-16R\$ 11VC45-12RS\$ 11VC45-        | 法国SCIENT`X               |      |
| JC61916 | 颈部固定板  | 长22mm\$长 24mm\$长 26mm\$长 28mm\$长 30mm\$长 32mm\$长 34mm                    | CP0022T\$CP0024T\$CP0026T\$CP0028T\$CP0030T\$CP0032T\$CP0034T       | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61917 | 颈部固定板  | 长22mm\$长 24mm\$长 26mm\$长 28mm\$长 30mm\$长 32mm\$长 34mm                    | CP0022T\$CP0024T\$CP0026T\$CP0028T\$CP0030T\$CP0032T\$CP0034T       | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61918 | 颈部固定板  | 长36mm\$长 38mm\$长 40mm\$长 42mm\$长 44mm\$长 46mm\$长 48mm\$长 50mm\$长 52mm\$长 | CP0036T\$CP0038T\$CP0040T\$CP0042T\$CP0044T\$CP0046T\$CP0048T\$CP00 | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61919 | 颈部固定板  | 长36mm\$长 38mm\$长 40mm\$长 42mm\$长 44mm\$长 46mm\$长 48mm\$长 50mm\$长 52mm\$长 | CP0036T\$CP0038T\$CP0040T\$CP0042T\$CP0044T\$CP0046T\$CP0048T\$CP00 | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61920 | 颈部固定板  | 长62mm\$长 64mm\$长 66mm\$长 68mm\$长 70mm                                    | CP0062T\$CP0064T\$CP0066T\$CP0068T\$CP0070T                         | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61921 | 颈部固定板  | 长62mm\$长 64mm\$长 66mm\$长 68mm\$长 70mm                                    | CP0062T\$CP0064T\$CP0066T\$CP0068T\$CP0070T                         | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61922 | 可变方向螺钉 | 可变方向螺钉 直径3.5, 长10mm\$可变方向螺钉 直径3.5, 长12mm\$可变方向螺钉 直径                      | CP2310T\$ CP2312T\$ CP2314T\$ CP2316T\$ CP2318T\$ CP2320T           | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61923 | 可变方向螺钉 | 可变方向螺钉 直径3.5, 长10mm\$可变方向螺钉 直径3.5, 长12mm\$可变方向螺钉 直径                      | CP2310T\$ CP2312T\$ CP2314T\$ CP2316T\$ CP2318T\$ CP2320T           | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61924 | 可变方向螺钉 | 可变方向螺钉 直径3.5, 长10mm\$可变方向螺钉 直径3.5, 长12mm\$可变方向螺钉 直径                      | CP2310T\$ CP2312T\$ CP2314T\$ CP2316T\$ CP2318T\$ CP2320T           | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61925 | 可变方向螺钉 | 可变方向螺钉 直径4.0, 长10mm\$可变方向螺钉 直径4.0, 长12mm\$可变方向螺钉 直径                      | CP2410T\$ CP2412T\$ CP2414T\$ CP2416T\$ CP2418T\$ CP2420T           | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC61926 | 可变方向螺钉 | 可变方向螺钉 直径4.0, 长10mm\$可变方向螺钉 直径4.0, 长12mm\$可变方向螺钉 直径                      | CP2410T\$ CP2412T\$ CP2414T\$ CP2416T\$ CP2418T\$ CP2420T           | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |



| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                       | 产品型号                                                              | 生产企业                        | 挂网企业 |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| JC61927 | 可变方向螺钉           | 可变方向螺钉 直径4.0，长10mm\$可变方向螺钉 直径4.0，长12mm\$可变方向螺钉 直径          | CP2410T\$ CP2412T\$ CP2414T\$ CP2416T\$ CP2418T\$ CP2420T         | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司）     |      |
| JC61928 | 肱骨近端异型(解剖)钢板(纯钛) | LCP肱骨 近端围关节接骨板，左/右侧，2孔~5孔，长91mm~145mm，纯钛                   | 04.123.020\$04.123.021\$04.123.022\$04.123.023\$04.123.024\$04.12 | 瑞士Synthes GmbH.             |      |
| JC61929 | 肱骨近端异型(解剖)钢板(纯钛) | LCP肱骨 近端围关节接骨板，左/右侧，2孔~5孔，长91mm~145mm，纯钛，灭菌包装              | 04.123.020S\$04.123.021S\$04.123.022S\$04.123.023S\$04.123.024S\$ | 瑞士Synthes GmbH.             |      |
| JC61955 | 球囊导管             | 规格：15mm；最大扩张压强：350psi；最大扩张容积：5ml；最大扩张高度：17mm；最大扩张          | IBE-15                                                            | 韩国 IMEDICOM Co.， Ltd        |      |
| JC61956 | 球囊导管             | 规格：15mm；最大扩张压强：350psi；最大扩张容积：5ml；最大扩张高度：17mm；最大扩张          | IBE-15                                                            | 韩国 IMEDICOM Co.， Ltd        |      |
| JC61957 | 球囊导管             | 规格：15mm；最大扩张压强：350psi；最大扩张容积：5ml；最大扩张高度：17mm；最大扩张          | IBE-15                                                            | 韩国 IMEDICOM Co.， Ltd        |      |
| JC61958 | 椎板固定器            | TRY-LA 00-12-N\$TRY-LA 00-14-N\$TRY-LA 00-16-N\$           | TRY-LA 00-12-N\$ TRY-LA 00-14-N\$ TRY-LA 00-16-N\$                | 瑞士Spineart                  |      |
| JC61959 | 加长多轴椎弓根钉         | 螺纹外径：5；螺纹长度：30\$螺纹外径：5；螺纹长度：35\$螺纹外径：5；螺纹长度：40\$螺纹外        | PXL0530\$ PXL5530\$ PXL0630\$ PXL6530\$ PXL0730\$ PXL7530\$       | 韩国Taewoong medical Co.， Ltd |      |
| JC61960 | 多轴椎弓根钉           | 螺纹外径：5；螺纹长度：30\$螺纹外径：5；螺纹长度：35\$螺纹外径：5；螺纹长度：40\$螺纹外        | PXP0530\$ PXP5530\$ PXP0630\$ PXP6530\$ PXP0730\$ PXP7530\$       | 韩国Taewoong medical Co.， Ltd |      |
| JC61961 | 加长单轴椎弓根钉         | 螺纹外径：4；螺纹长度：20\$螺纹外径：4；螺纹长度：25\$螺纹外径：4；螺纹长度：30\$螺纹外        | XLM0420\$ XLM4520\$ XLM0525\$ XLM5530\$ XLM0630\$ XLM6530\$       | 韩国Taewoong medical Co.， Ltd |      |
| JC61962 | 单轴椎弓根钉           | 螺纹外径：4；螺纹长度：20\$螺纹外径：4；螺纹长度：25\$螺纹外径：4；螺纹长度：30\$螺纹外        | XMA0420\$ XMA4520\$ XMA0525\$ XMA5530\$ XMA0630\$ XMA6530\$       | 韩国Taewoong medical Co.， Ltd |      |
| JC61963 | 固定连接杆            | 直径：5.5长度：30\$直径：5.5长度：40\$直径：5.5长度：45\$直径：5.5长度：50\$直径：5.5 | XR0530\$ XR0540\$ XR0545\$ XR0550\$ XR0555\$ XR0560\$             | 韩国Taewoong medical Co.， Ltd |      |

| 流水号     | 产品名称                      | 产品规格                                                            | 产品型号                                                      | 生产企业                        | 挂网企业 |
|---------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| JC61964 | 固定连接杆                     | 直径5.5长度95\$直径5.5长度100\$直径5.5长度 110\$直径5.5长度 120\$直径5.5长度 130\$直 | XR0595\$ XR5100\$ XR5110\$ XR5120\$ XR5130\$ XR5140\$     | 韩国Taewoong medical Co., Ltd |      |
| JC61965 | 固定连接杆                     | 直径5.5长度95\$直径5.5长度100\$直径5.5长度 110\$直径5.5长度 120\$直径5.5长度 130\$直 | XR0595\$ XR5100\$ XR5110\$ XR5120\$ XR5130\$ XR5140\$     | 韩国Taewoong medical Co., Ltd |      |
| JC61966 | 固定连接杆                     | 直径5.5 长度：200\$直径5.5 长度：210\$直径5.5 长度：220\$直径5.5 长度：230\$直径5.5 长 | XR5200\$ XR5210\$ XR5220\$ XR5230\$ XR5240\$ XR5250\$     | 韩国Taewoong medical Co., Ltd |      |
| JC61968 | 脊柱钉板后路固定系统（商品名：OASYS）——骨板 | 多节段板                                                            | 48551030                                                  | 法国Stryker Spine S.A.S       |      |
| JC61969 | 脊柱钉板后路固定系统（商品名：OASYS）——骨板 | 多节段板                                                            | 48551030                                                  | 法国Stryker Spine S.A.S       |      |
| JC61970 | 脊柱钉板后路固定系统（商品名：OASYS）——骨板 | 多节段板                                                            | 48551030                                                  | 法国Stryker Spine S.A.S       |      |
| JC61971 | 脊柱钉板后路固定系统（商品名：OASYS）——骨板 | 多节段板                                                            | 48551030                                                  | 法国Stryker Spine S.A.S       |      |
| JC61972 | 脊柱钉板后路固定系统（商品名：OASYS）——骨板 | 多节段板                                                            | 48551030                                                  | 法国Stryker Spine S.A.S       |      |
| JC61973 | 脊柱钉板后路固定系统（商品名：OASYS）——螺塞 | 多轴钉以及横连螺塞                                                       | 48551000\$ 48551005\$ 48551006                            | 法国Stryker Spine S.A.S       |      |
| JC61974 | 脊柱钉板后路固定系统（商品名：OASYS）——螺塞 | 多轴钉以及横连螺塞                                                       | 48551000\$ 48551005\$ 48551006                            | 法国Stryker Spine S.A.S       |      |
| JC61975 | 脊柱钉板后路固定系统（商品名：OASYS）——骨板 | 枕颈板单节段板\$左侧预弯枕颈板单节段板\$右侧预弯枕颈板单节段板\$100度枕颈板单节段板\$左侧              | 48551040\$ 48551041L\$ 48551041R\$ 48551042\$ 48551043L\$ | 法国Stryker Spine S.A.S       |      |
| JC61976 | 脊柱钉板后路固定系统（商品名：OASYS）——骨板 | 枕颈板单节段板\$左侧预弯枕颈板单节段板\$右侧预弯枕颈板单节段板\$100度枕颈板单节段板\$左侧              | 48551040\$ 48551041L\$ 48551041R\$ 48551042\$ 48551043L\$ | 法国Stryker Spine S.A.S       |      |

| 流水号     | 产品名称                      | 产品规格                                                              | 产品型号                                                       | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC61977 | 脊柱钉板后路固定系统（商品名：OASYS）——骨板 | 枕颈板单节段板\$100度枕颈板单节段板\$单节段板\$枕颈板双节段板\$100度枕颈板双节段板                  | 48551040\$ 48551042\$ 48551010\$ 48551020                  | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC61978 | 脊柱钉板后路固定系统（商品名：OASYS）——骨板 | 左侧130度预弯枕颈板\$右侧130度预弯枕颈板\$左侧预弯100度枕颈板\$右侧预弯100度枕颈板                | 48551041L\$ 48551041R\$ 48551043L\$ 48551043R              | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC61979 | 脊柱钉板后路固定系统（商品名：OASYS）——螺钉 | 皮质骨板螺钉 3.5mm*6mm\$皮质骨板螺钉 3.5mm*8mm\$皮质骨板螺钉 3.5mm*10mm\$皮质骨板螺钉     | 48554306\$4855 4308\$4855 4310\$4855 4312\$4855 4314\$4855 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC61980 | 脊柱钉板后路固定系统（商品名：OASYS）——螺钉 | 皮质骨板螺钉 3.5mm*6mm\$皮质骨板螺钉 3.5mm*8mm\$皮质骨板螺钉 3.5mm*10mm\$皮质骨板螺钉     | 48554306\$4855 4308\$4855 4310\$4855 4312\$4855 4314\$4855 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC61981 | 脊柱钉板后路固定系统（商品名：OASYS）——螺钉 | 皮质骨板螺钉 3.5mm*6mm\$皮质骨板螺钉 3.5mm*8mm\$皮质骨板螺钉 3.5mm*10mm\$皮质骨板螺钉     | 48554306\$4855 4308\$4855 4310\$4855 4312\$4855 4314\$4855 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC61982 | 脊柱钉板后路固定系统（商品名：OASYS）——螺钉 | 皮质骨板螺钉 4.0mm*6.0mm\$皮质骨板螺钉 4.0mm*8.0mm\$皮质骨板螺钉 4.0mm*10mm\$皮质骨板螺钉 | 48554406\$4855 4408\$4855 4410\$4855 4412\$4855 4414\$4855 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC61983 | 脊柱钉板后路固定系统（商品名：OASYS）——螺钉 | 骨螺钉 5.0mm*6.0mm\$骨螺钉 5.0mm*8.0mm\$骨螺钉 5.0mm*10mm\$骨螺钉             | 48554506\$4855 4508\$4855 4510\$4855 4512\$4855 4514\$4855 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC61984 | 脊柱钉板后路固定系统（商品名：OASYS）——螺钉 | 骨螺钉 5.0mm*6.0mm\$骨螺钉 5.0mm*8.0mm\$骨螺钉 5.0mm*10mm\$骨螺钉             | 48554506\$4855 4508\$4855 4510\$4855 4512\$4855 4514\$4855 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC61985 | 脊柱钉板后路固定系统（商品名：OASYS）——螺钉 | 骨螺钉 5.0mm*6.0mm\$骨螺钉 5.0mm*8.0mm\$骨螺钉 5.0mm*10mm\$骨螺钉             | 48554506\$4855 4508\$4855 4510\$4855 4512\$4855 4514\$4855 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC61986 | 脊柱钉板后路固定系统（商品名：OASYS）——螺钉 | 骨螺钉 5.0mm*6.0mm\$骨螺钉 5.0mm*8.0mm\$骨螺钉 5.0mm*10mm\$骨螺钉             | 48554506\$4855 4508\$4855 4510\$4855 4512\$4855 4514\$4855 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC61987 | 脊柱钉板后路固定系统（商品名：OASYS）——螺钉 | 骨螺钉 5.0mm*6.0mm\$骨螺钉 5.0mm*8.0mm\$骨螺钉 5.0mm*10mm\$骨螺钉             | 48554506\$4855 4508\$4855 4510\$4855 4512\$4855 4514\$4855 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC61989 | T2（髓内钉系统尾帽）               | 直径： 6mm\$直径： 8mm\$直径： 10mm\$直径： 11.5mm\$直径： 12mm\$直径： 13mm        | 1818-0005S\$ 1818-0010S\$ 1818-0015S\$ 1832-0002S\$ 1832-  | 德国Stryker Trauma GmbH |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                      | 产品型号                                                      | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC61990 | T2（髓内钉系统尾帽）   | 直径：6mm\$直径： 8mm\$直径：10mm\$直径： 11.5mm\$直径：12mm\$直径： 13mm   | 1818-0005S\$ 1818-0010S\$ 1818-0015S\$ 1832-0002S\$ 1832- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC61991 | T2（髓内钉系统尾帽）   | 直径：6mm\$直径： 8mm\$直径：10mm\$直径： 11.5mm\$直径：12mm\$直径： 13mm   | 1818-0005S\$ 1818-0010S\$ 1818-0015S\$ 1832-0002S\$ 1832- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC61992 | T2（髓内钉系统尾帽）   | 直径：6mm\$直径： 8mm\$直径：10mm\$直径： 11.5mm\$直径：12mm\$直径： 13mm   | 1818-0005S\$ 1818-0010S\$ 1818-0015S\$ 1832-0002S\$ 1832- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC61993 | T2（髓内钉系统尾帽）   | 直径：6mm\$直径： 8mm\$直径：10mm\$直径： 11.5mm\$直径：12mm\$直径： 13mm   | 1818-0005S\$ 1818-0010S\$ 1818-0015S\$ 1832-0002S\$ 1832- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC61994 | T2（髓内钉系统尾帽）   | 直径：6mm\$直径： 8mm\$直径：10mm\$直径： 11.5mm\$直径：12mm\$直径： 13mm   | 1818-0005S\$ 1818-0010S\$ 1818-0015S\$ 1832-0002S\$ 1832- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC61995 | T2（髓内钉系统尾帽）   | 直径：6mm\$直径： 8mm\$直径：10mm\$直径： 11.5mm\$直径：12mm\$直径： 13mm   | 1818-0005S\$ 1818-0010S\$ 1818-0015S\$ 1832-0002S\$ 1832- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC61996 | T2（髓内钉系统尾帽）   | 直径：6mm\$直径： 8mm\$直径：10mm\$直径： 11.5mm\$直径：12mm\$直径： 13mm   | 1818-0005S\$ 1818-0010S\$ 1818-0015S\$ 1832-0002S\$ 1832- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC61997 | T2（踝关节融合钉）    | 直径：10mm；长度：150mm\$直径：10mm；长度：200mm\$直径：10mm；长度：300mm\$直径： | 1818-1015S\$ 1818-1020S\$ 1818-1030S\$ 1818-1115S\$ 1818- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC61998 | T2（髓内钉系统加压螺钉） | 直径：8mm，长度：5mm\$直径：8mm，长度：10mm\$直径：8mm，长度：14.5mm\$直径：8mm，长 | 1822-0001S\$ 1825-0001S\$ 1825-0000S\$ 1825-0005S\$ 1825- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC61999 | T2（髓内钉系统加压螺钉） | 直径：8mm，长度：5mm\$直径：8mm，长度：10mm\$直径：8mm，长度：14.5mm\$直径：8mm，长 | 1822-0001S\$ 1825-0001S\$ 1825-0000S\$ 1825-0005S\$ 1825- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62000 | T2（髓内钉系统加压螺钉） | 直径：8mm，长度：5mm\$直径：8mm，长度：10mm\$直径：8mm，长度：14.5mm\$直径：8mm，长 | 1822-0001S\$ 1825-0001S\$ 1825-0000S\$ 1825-0005S\$ 1825- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62001 | T2（髓内钉系统加压螺钉） | 直径：8mm，长度：5mm\$直径：8mm，长度：10mm\$直径：8mm，长度：14.5mm\$直径：8mm，长 | 1822-0001S\$ 1825-0001S\$ 1825-0000S\$ 1825-0005S\$ 1825- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                      | 产品型号                                                      | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|----------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC62002 | T2（髓内钉系统加压螺钉）  | 直径：8mm，长度：5mm\$直径：8mm，长度：10mm\$直径：8mm，长度：14.5mm\$直径：8mm，长 | 1822-0001S\$ 1825-0001S\$ 1825-0000S\$ 1825-0005S\$ 1825- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62003 | T2（髓内钉系统加压螺钉）  | 直径：8mm，长度：5mm\$直径：8mm，长度：10mm\$直径：8mm，长度：14.5mm\$直径：8mm，长 | 1822-0001S\$ 1825-0001S\$ 1825-0000S\$ 1825-0005S\$ 1825- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62004 | T2（标准胫骨钉）      | 直径：08mm；长度：240mm\$直径：08mm；长度：255mm\$直径：08mm；长度：270mm\$直径： | 1822-0824S\$ 1822-0825S\$ 1822-0827S\$ 1822-0828S\$ 1822- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62005 | T2（近端胫骨钉）      | 直径：08mm；长度：240mm\$直径：08mm；长度：255mm\$直径：08mm；长度：270mm\$直径： | 1823-0824S\$ 1823-0825S\$ 1823-0827S\$ 1823-0828S\$ 1823- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62006 | T2（远端胫骨钉）      | 直径：10mm；长度：240\$直径：10mm；长度： 255\$直径：10mm；长度： 270\$直径：     | 1824-1024S\$ 1824-1025S\$ 1824-1027S\$ 1824-1028S\$ 1824- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62007 | T2（股骨钉）        | 直径：08mm；长度：140mm\$直径：08mm；长度：160mm\$直径：08mm；长度：180mm\$直径： | 1825-0814S\$ 1825-0816S\$ 1825-0818S\$ 1825-0820S\$ 1825- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62008 | T2（股骨钉）        | 直径：08mm；长度：140mm\$直径：08mm；长度：160mm\$直径：08mm；长度：180mm\$直径： | 1825-0814S\$ 1825-0816S\$ 1825-0818S\$ 1825-0820S\$ 1825- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62009 | T2（股骨髁上钉）      | 直径：09mm；长度：170mm\$直径：09mm；长度：200mm\$直径：09mm；长度：240mm\$直径： | 1826-0917S\$ 1826-0920S\$ 1826-0924S\$ 1826-0926S\$ 1826- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62010 | T2（髓内钉系统垫片）    | 圆型\$方型                                                    | 1830-0008S\$ 1830-0009S\$                                 | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62011 | T2（髓内钉系统垫片）    | 圆型\$方型                                                    | 1830-0008S\$ 1830-0009S\$                                 | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62012 | T2（髓内钉系统尾帽）加长型 | 直径：11.5\$直径：12mm                                          | 1830-0020S\$ 1830-0025S\$ 1822-0020S\$ 1822-0025S\$ 1822- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62013 | T2（髓内钉系统尾帽）加长型 | 直径：11.5\$直径：12mm                                          | 1830-0020S\$ 1830-0025S\$ 1822-0020S\$ 1822-0025S\$ 1822- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                       | 产品型号                                                      | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC62014 | T2（髓内钉系统尾帽）加长型 | 直径：11.5\$直径：12mm                                           | 1830-0020S\$ 1830-0025S\$ 1822-0020S\$ 1822-0025S\$ 1822- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62015 | T2（髓内钉系统尾帽）加长型 | 直径：11.5\$直径：12mm                                           | 1830-0020S\$ 1830-0025S\$ 1822-0020S\$ 1822-0025S\$ 1822- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62016 | T2（肱骨钉）        | 直径：07mm；长度：140mm\$直径：07mm；长度：160mm\$直径：07mm；长度：180mm\$直径：  | 1830-0714S\$ 1830-0716S\$ 1830-0718S\$ 1830-0719S\$ 1830- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62017 | T2（肱骨近端钉）      | 直径：08mm；长度：100\$直径：08mm；长度：150\$直径：08mm；长度：220\$直径：        | 1832-1015S\$ 1832-1025S\$ 1832-1035S\$ 1832-1045S\$ 1832- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62018 | T2（重建钉）        | 直径：09mm；长度：240mm\$直径：09mm；长度：240mm\$直径：09mm；长度：260mm\$直径：  | 1843-0924S\$ 1843-0926S\$ 1843-0928S\$ 1843-0930S\$ 1843- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62019 | T2（重建钉）        | 直径：09mm；长度：240mm\$直径：09mm；长度：240mm\$直径：09mm；长度：260mm\$直径：  | 1843-0924S\$ 1843-0926S\$ 1843-0928S\$ 1843-0930S\$ 1843- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62020 | T2（股骨近端重建钉）    | 直径：09mm；长度：280mm\$直径：09mm；长度：300mm\$直径：09mm；长度：320mm\$直径：  | 1846-0928S\$ 1846-0930S\$ 1846-0932S\$ 1846-0934S\$ 1846- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62021 | T2（髓内钉系统防旋螺钉）  | 直径：8mm                                                     | 1847-0003S                                                | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62022 | T2（髓内钉系统防旋螺钉）  | 直径：8mm                                                     | 1847-0003S                                                | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62023 | T2（髓内钉系统防旋螺钉）  | 直径：8mm                                                     | 1847-0003S                                                | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62024 | T2（髓内钉系统锁定螺钉）  | 直径：4mm；长度：20mm\$直径：4mm；长度：22mm\$直径：4mm；长度：24mm\$直径：4mm；长度： | 1891-4020S\$ 1891-4022S\$ 1891-4024S\$ 1891-4025S\$ 1891- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62025 | T2（髓内钉系统锁定螺钉）  | 直径：5mm；长度：25mm\$直径：5mm；长度：30mm\$直径：5mm；长度：35mm\$直径：5mm；长度： | 1891-5025S\$ 1891-5030S\$ 1891-5035S\$ 1891-5040S\$ 1891- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                       | 产品型号                                                      | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC62026 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：5mm；长度：25mm\$直径：5mm；长度：30mm\$直径：5mm；长度：35mm\$直径：5mm；长度： | 1891-5025S\$ 1891-5030S\$ 1891-5035S\$ 1891-5040S\$ 1891- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62027 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：5mm；长度：25mm\$直径：5mm；长度：30mm\$直径：5mm；长度：35mm\$直径：5mm；长度： | 1891-5025S\$ 1891-5030S\$ 1891-5035S\$ 1891-5040S\$ 1891- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62028 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：5mm；长度：25mm\$直径：5mm；长度：30mm\$直径：5mm；长度：35mm\$直径：5mm；长度： | 1891-5025S\$ 1891-5030S\$ 1891-5035S\$ 1891-5040S\$ 1891- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62029 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：5mm；长度：25mm\$直径：5mm；长度：30mm\$直径：5mm；长度：35mm\$直径：5mm；长度： | 1891-5025S\$ 1891-5030S\$ 1891-5035S\$ 1891-5040S\$ 1891- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62030 | T2（髓内钉系统髁螺钉）  | 直径：5mm；长度：40mm\$直径：5mm；长度：45mm\$直径：5mm；长度：50mm\$直径：5mm；长度： | 1895-5040S\$ 1895-5045S\$ 1895-5050S\$ 1895-5055S\$ 1895- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62031 | T2（髓内钉系统髁螺钉）  | 直径：5mm；长度：40mm\$直径：5mm；长度：45mm\$直径：5mm；长度：50mm\$直径：5mm；长度： | 1895-5040S\$ 1895-5045S\$ 1895-5050S\$ 1895-5055S\$ 1895- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62032 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：4mm；长度：20mm\$直径：4mm；长度：22mm\$直径：4mm；长度：24mm\$直径：4mm；长度： | 1896-4020S\$ 1896-4022S\$ 1896-4024S\$ 1896-4025S\$ 1896- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62033 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：4mm；长度：20mm\$直径：4mm；长度：22mm\$直径：4mm；长度：24mm\$直径：4mm；长度： | 1896-4020S\$ 1896-4022S\$ 1896-4024S\$ 1896-4025S\$ 1896- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62034 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：4mm；长度：20mm\$直径：4mm；长度：22mm\$直径：4mm；长度：24mm\$直径：4mm；长度： | 1896-4020S\$ 1896-4022S\$ 1896-4024S\$ 1896-4025S\$ 1896- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62035 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：4mm；长度：20mm\$直径：4mm；长度：22mm\$直径：4mm；长度：24mm\$直径：4mm；长度： | 1896-4020S\$ 1896-4022S\$ 1896-4024S\$ 1896-4025S\$ 1896- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62036 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：5mm；长度：25mm\$直径：5mm；长度：27.5mm\$直径：5mm；长度：30mm\$直径：5mm；  | 1896-5025S\$ 1896-5027S\$ 1896-5030S\$ 1896-5032S\$ 1896- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62037 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：5mm；长度：25mm\$直径：5mm；长度：27.5mm\$直径：5mm；长度：30mm\$直径：5mm；  | 1896-5025S\$ 1896-5027S\$ 1896-5030S\$ 1896-5032S\$ 1896- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                       | 产品型号                                                      | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC62038 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：5mm；长度：25mm\$直径：5mm；长度：27.5mm\$直径：5mm；长度：30mm\$直径：5mm；  | 1896-5025S\$ 1896-5027S\$ 1896-5030S\$ 1896-5032S\$ 1896- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62039 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：5mm；长度：25mm\$直径：5mm；长度：27.5mm\$直径：5mm；长度：30mm\$直径：5mm；  | 1896-5025S\$ 1896-5027S\$ 1896-5030S\$ 1896-5032S\$ 1896- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62040 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：5mm；长度：25mm\$直径：5mm；长度：27.5mm\$直径：5mm；长度：30mm\$直径：5mm；  | 1896-5025S\$ 1896-5027S\$ 1896-5030S\$ 1896-5032S\$ 1896- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62041 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：5mm；长度：65mm\$直径：5mm；长度：70mm\$直径：5mm；长度：75mm\$直径：5mm；长度： | 1896-5065S\$ 1896-5070S\$ 1896-5075S\$ 1896-5080S\$ 1896- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62042 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：5mm；长度：65mm\$直径：5mm；长度：70mm\$直径：5mm；长度：75mm\$直径：5mm；长度： | 1896-5065S\$ 1896-5070S\$ 1896-5075S\$ 1896-5080S\$ 1896- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62043 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：5mm；长度：65mm\$直径：5mm；长度：70mm\$直径：5mm；长度：75mm\$直径：5mm；长度： | 1896-5065S\$ 1896-5070S\$ 1896-5075S\$ 1896-5080S\$ 1896- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62044 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：5mm；长度：65mm\$直径：5mm；长度：70mm\$直径：5mm；长度：75mm\$直径：5mm；长度： | 1896-5065S\$ 1896-5070S\$ 1896-5075S\$ 1896-5080S\$ 1896- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62045 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：5mm；长度：65mm\$直径：5mm；长度：70mm\$直径：5mm；长度：75mm\$直径：5mm；长度： | 1896-5065S\$ 1896-5070S\$ 1896-5075S\$ 1896-5080S\$ 1896- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62046 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：5mm；长度：65mm\$直径：5mm；长度：70mm\$直径：5mm；长度：75mm\$直径：5mm；长度： | 1896-5065S\$ 1896-5070S\$ 1896-5075S\$ 1896-5080S\$ 1896- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62047 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：5mm；长度：65mm\$直径：5mm；长度：70mm\$直径：5mm；长度：75mm\$直径：5mm；长度： | 1896-5065S\$ 1896-5070S\$ 1896-5075S\$ 1896-5080S\$ 1896- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62048 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：5mm；长度：65mm\$直径：5mm；长度：70mm\$直径：5mm；长度：75mm\$直径：5mm；长度： | 1896-5065S\$ 1896-5070S\$ 1896-5075S\$ 1896-5080S\$ 1896- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62049 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：5mm；长度：65mm\$直径：5mm；长度：70mm\$直径：5mm；长度：75mm\$直径：5mm；长度： | 1896-5065S\$ 1896-5070S\$ 1896-5075S\$ 1896-5080S\$ 1896- | 德国Stryker Trauma GmbH |      |



| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                       | 产品型号                                                            | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC62050 | T2（髓内钉系统锁定螺钉） | 直径：5mm；长度：65mm\$直径：5mm；长度：70mm\$直径：5mm；长度：75mm\$直径：5mm；长度： | 1896-5065S\$ 1896-5070S\$ 1896-5075S\$ 1896-5080S\$ 1896-       | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62051 | T2（拉力螺钉）      | 直径：6.5mm；长度：65mm\$直径：6.5mm；长度：70mm\$直径：6.5mm；长度：75mm\$直径：  | 1897-6065S\$ 1897-6070S\$ 1897-6075S\$ 1897-6080S\$ 1897-       | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62052 | T2（拉力螺钉）      | 直径：6.5mm；长度：65mm\$直径：6.5mm；长度：70mm\$直径：6.5mm；长度：75mm\$直径：  | 1897-6065S\$ 1897-6070S\$ 1897-6075S\$ 1897-6080S\$ 1897-       | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62053 | VLIFT椎体植入物    | 直径18                                                       | 48291180                                                        | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62054 | VLIFT人工椎体     | 22mm 端盖，0°                                                 | 48291220                                                        | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62055 | VLIFT椎体植入物    | 直径18                                                       | 48291800                                                        | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62056 | VLIFT椎体植入物    | 直径22                                                       | 48292200                                                        | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62057 | VLIFT椎体植入物    | 直径22                                                       | 48292200                                                        | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62058 | VLIFT椎体植入物    | 直径22                                                       | 48292200                                                        | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62059 | VLIFT椎体植入物    | 直径18                                                       | 48291183\$ 48291188                                             | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62060 | VLIFT椎体植入物    | 直径22                                                       | 48291223\$ 48291228\$ 48292215\$ 48290220\$ 48290225\$ 48290230 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62061 | VLIFT椎体植入物    | 直径22                                                       | 48291223\$ 48291228\$ 48292215\$ 48290220\$ 48290225\$ 48290230 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |

| 流水号     | 产品名称                            | 产品规格                                                                            | 产品型号                                                                  | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC62062 | VLIFT椎体植入物                      | 直径22                                                                            | 48291223\$ 48291228\$<br>48292215\$ 48290220\$<br>48290225\$ 48290230 | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62063 | VLIFT椎体植入物                      | 直径18mm, 可调节高度                                                                   | 48291820\$ 48291825\$<br>48291832                                     | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62064 | VLIFT椎体植入物                      | 直径22, 长度25-37                                                                   | 48292225\$ 48292232\$<br>48292237                                     | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62065 | VLIFT椎体植入物                      | 直径22, 长度25-37                                                                   | 48292225\$ 48292232\$<br>48292237                                     | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62066 | VLIFT椎体植入物                      | 直径22, 长度25-37                                                                   | 48292225\$ 48292232\$<br>48292237                                     | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62174 | 椎弓螺钉（空心 Φ4.5、Φ5.5、Φ6.5、Φ7.5）    | Φ4\$5x30mm\$ Φ4\$5x35mm\$ Φ4\$5x40mm\$ Φ4\$5x45mm\$ Φ5\$5x35mm\$ Φ5\$5x40mm\$ Φ | MP-4530\$ MP-4535\$<br>MP-4540\$ MP-4545 MP-5535\$ MP-5540\$ MP-      | 台湾 全合生医科技股份有限公司       |      |
| JC62175 | 椎弓螺钉（空心 Φ4.5、Φ5.5、Φ6.5、Φ7.5）    | Φ4\$5x30mm\$ Φ4\$5x35mm\$ Φ4\$5x40mm\$ Φ4\$5x45mm\$ Φ5\$5x35mm\$ Φ5\$5x40mm\$ Φ | MP-4530\$ MP-4535\$<br>MP-4540\$ MP-4545 MP-5535\$ MP-5540\$ MP-      | 台湾 全合生医科技股份有限公司       |      |
| JC62176 | 椎弓螺钉（空心 Φ4.5、Φ5.5、Φ6.5、Φ7.5）    | Φ4\$5x30mm\$ Φ4\$5x35mm\$ Φ4\$5x40mm\$ Φ4\$5x45mm\$ Φ5\$5x35mm\$ Φ5\$5x40mm\$ Φ | MP-4530\$ MP-4535\$<br>MP-4540\$ MP-4545 MP-5535\$ MP-5540\$ MP-      | 台湾 全合生医科技股份有限公司       |      |
| JC62177 | 椎弓螺钉（空心 Φ4.5、Φ5.5、Φ6.5、Φ7.5）    | Φ4\$5x30mm\$ Φ4\$5x35mm\$ Φ4\$5x40mm\$ Φ4\$5x45mm\$ Φ5\$5x35mm\$ Φ5\$5x40mm\$ Φ | MP-4530\$ MP-4535\$<br>MP-4540\$ MP-4545 MP-5535\$ MP-5540\$ MP-      | 台湾 全合生医科技股份有限公司       |      |
| JC62178 | 椎弓螺钉（空心 Φ4.5、Φ5.5、Φ6.5、Φ7.5）    | Φ4\$5x30mm\$ Φ4\$5x35mm\$ Φ4\$5x40mm\$ Φ4\$5x45mm\$ Φ5\$5x35mm\$ Φ5\$5x40mm\$ Φ | MP-4530\$ MP-4535\$<br>MP-4540\$ MP-4545 MP-5535\$ MP-5540\$ MP-      | 台湾 全合生医科技股份有限公司       |      |
| JC62179 | 椎弓螺钉（空心 Φ4.5、Φ5.5、Φ6.5、Φ7.5）    | Φ4\$5x30mm\$ Φ4\$5x35mm\$ Φ4\$5x40mm\$ Φ4\$5x45mm\$ Φ5\$5x35mm\$ Φ5\$5x40mm\$ Φ | MP-4530\$ MP-4535\$<br>MP-4540\$ MP-4545 MP-5535\$ MP-5540\$ MP-      | 台湾 全合生医科技股份有限公司       |      |
| JC62180 | 多轴向椎弓螺钉（空心 Φ4.5、Φ5.5、Φ6.5、Φ7.5） | Φ4\$5x25mm\$ Φ4\$5x30mm\$ Φ4\$5x35mm\$ Φ4\$5x40mm\$ Φ4\$5x45mm\$ Φ5\$5x35mm\$ Φ | MPR4525\$ MPR4530\$<br>MPR4535\$ MPR4540\$<br>MPR4545 MPR5535\$       | 台湾 全合生医科技股份有限公司       |      |

| 流水号     | 产品名称                                | 产品规格                                                                                  | 产品型号                                                      | 生产企业            | 挂网企业 |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------|
| JC62181 | 多轴向椎弓螺钉（空心 φ 4.5、φ 5.5、φ 6.5、φ 7.5） | φ 4\$5x25mm\$ φ 4\$5x30mm\$ φ 4\$5x35mm\$ φ 4\$5x40mm\$ φ 4\$5x45mm\$ φ 5\$5x35mm\$ φ | MPR4525\$ MPR4530\$ MPR4535\$ MPR4540\$ MPR4545 MPR5535\$ | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62182 | 多轴向椎弓螺钉（空心 φ 4.5、φ 5.5、φ 6.5、φ 7.5） | φ 4\$5x25mm\$ φ 4\$5x30mm\$ φ 4\$5x35mm\$ φ 4\$5x40mm\$ φ 4\$5x45mm\$ φ 5\$5x35mm\$ φ | MPR4525\$ MPR4530\$ MPR4535\$ MPR4540\$ MPR4545 MPR5535\$ | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62183 | 多轴向椎弓螺钉（空心 φ 4.5、φ 5.5、φ 6.5、φ 7.5） | φ 4\$5x25mm\$ φ 4\$5x30mm\$ φ 4\$5x35mm\$ φ 4\$5x40mm\$ φ 4\$5x45mm\$ φ 5\$5x35mm\$ φ | MPR4525\$ MPR4530\$ MPR4535\$ MPR4540\$ MPR4545 MPR5535\$ | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62184 | 多轴向椎弓螺钉（空心 φ 4.5、φ 5.5、φ 6.5、φ 7.5） | φ 4\$5x25mm\$ φ 4\$5x30mm\$ φ 4\$5x35mm\$ φ 4\$5x40mm\$ φ 4\$5x45mm\$ φ 5\$5x35mm\$ φ | MPR4525\$ MPR4530\$ MPR4535\$ MPR4540\$ MPR4545 MPR5535\$ | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62185 | 连接杆 φ 6.0                           | φ 6x50mm\$ φ 6x60mm\$ φ 6x70mm\$ φ 6x80mm\$ φ 6x90mm                                  | UR-0605\$ UR-0606\$ UR-0607\$ UR-0608\$ UR-0609           | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62186 | 连接杆 φ 6.0                           | φ 6x50mm\$ φ 6x60mm\$ φ 6x70mm\$ φ 6x80mm\$ φ 6x90mm                                  | UR-0605\$ UR-0606\$ UR-0607\$ UR-0608\$ UR-0609           | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62187 | 连接杆 φ 6.0                           | φ 6x50mm\$ φ 6x60mm\$ φ 6x70mm\$ φ 6x80mm\$ φ 6x90mm                                  | UR-0605\$ UR-0606\$ UR-0607\$ UR-0608\$ UR-0609           | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62188 | 连接杆 φ 6.0                           | φ 6x50mm\$ φ 6x60mm\$ φ 6x70mm\$ φ 6x80mm\$ φ 6x90mm                                  | UR-0605\$ UR-0606\$ UR-0607\$ UR-0608\$ UR-0609           | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62189 | 连接杆 φ 6.0                           | φ 6x50mm\$ φ 6x60mm\$ φ 6x70mm\$ φ 6x80mm\$ φ 6x90mm                                  | UR-0605\$ UR-0606\$ UR-0607\$ UR-0608\$ UR-0609           | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62190 | 连接杆 φ 6.0                           | φ 6x100mm\$ φ 6x110mm\$ φ 6x120mm\$ φ 6x130mm\$ φ 6x140mm\$ φ 6x150mm                 | UR-0610\$ UR-0611\$ UR-0612\$ UR-0613\$ UR-0614\$ UR-0615 | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62191 | 连接杆 φ 6.0                           | φ 6x100mm\$ φ 6x110mm\$ φ 6x120mm\$ φ 6x130mm\$ φ 6x140mm\$ φ 6x150mm                 | UR-0610\$ UR-0611\$ UR-0612\$ UR-0613\$ UR-0614\$ UR-0615 | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62192 | 连接杆 φ 6.0                           | φ 6x100mm\$ φ 6x110mm\$ φ 6x120mm\$ φ 6x130mm\$ φ 6x140mm\$ φ 6x150mm                 | UR-0610\$ UR-0611\$ UR-0612\$ UR-0613\$ UR-0614\$ UR-0615 | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                               | 产品规格                                                                                | 产品型号                                                      | 生产企业            | 挂网企业 |
|---------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|------|
| JC62193 | 连接杆 φ 6.0                          | φ 6x100mm\$ φ 6x110mm\$ φ 6x120mm\$ φ 6x130mm\$ φ 6x140mm\$ φ 6x150mm               | UR-0610\$ UR-0611\$ UR-0612\$ UR-0613\$ UR-0614\$ UR-0615 | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62194 | 复位椎弓螺钉（空心 φ 4.5、φ 5.5、φ 6.5、φ 7.5） | φ 4\$5x30mm\$ φ 4\$5x35mm\$ φ 4\$5x40mm\$ φ 4\$5x45mm φ 5\$5x35mm\$ φ 5\$5x40mm\$ φ | URS4530\$ URS4535\$ URS4540\$ URS4545 URS5535\$ URS5540\$ | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62195 | 复位椎弓螺钉（空心 φ 4.5、φ 5.5、φ 6.5、φ 7.5） | φ 4\$5x30mm\$ φ 4\$5x35mm\$ φ 4\$5x40mm\$ φ 4\$5x45mm φ 5\$5x35mm\$ φ 5\$5x40mm\$ φ | URS4530\$ URS4535\$ URS4540\$ URS4545 URS5535\$ URS5540\$ | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62196 | 锁固螺丝 φ 8.0 φ 9.0                   | φ 8x5.5mm\$ φ 8x4.5mm\$ φ 9x5.5mm                                                   | USI0805\$ USI0804\$ USI0905                               | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62197 | 锁固螺丝 φ 8.0 φ 9.0                   | φ 8x5.5mm\$ φ 8x4.5mm\$ φ 9x5.5mm                                                   | USI0805\$ USI0804\$ USI0905                               | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62198 | 锁固螺丝 φ 8.0 φ 9.0                   | φ 8x5.5mm\$ φ 8x4.5mm\$ φ 9x5.5mm                                                   | USI0805\$ USI0804\$ USI0905                               | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62199 | 锁固螺丝 φ 8.0 φ 9.0                   | φ 8x5.5mm\$ φ 8x4.5mm\$ φ 9x5.5mm                                                   | USI0805\$ USI0804\$ USI0905                               | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62200 | 锁固螺丝 φ 8.0 φ 9.0                   | φ 8x5.5mm\$ φ 8x4.5mm\$ φ 9x5.5mm                                                   | USI0805\$ USI0804\$ USI0905                               | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62201 | 锁固螺丝 φ 8.0 φ 9.0                   | φ 8x5.5mm\$ φ 8x4.5mm\$ φ 9x5.5mm                                                   | USI0805\$ USI0804\$ USI0905                               | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62202 | 锁固螺丝 φ 8.0 φ 9.0                   | φ 8x5.5mm\$ φ 8x4.5mm\$ φ 9x5.5mm                                                   | USI0805\$ USI0804\$ USI0905                               | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62203 | 锁固螺丝 φ 8.0 φ 9.0                   | φ 8x5.5mm\$ φ 8x4.5mm\$ φ 9x5.5mm                                                   | USI0805\$ USI0804\$ USI0905                               | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |
| JC62204 | 锁固螺丝 φ 8.0 φ 9.0                   | φ 8x5.5mm\$ φ 8x4.5mm\$ φ 9x5.5mm                                                   | USI0805\$ USI0804\$ USI0905                               | 台湾 全合生医科技股份有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                              | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|---------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| JC62205 | 椎间融合器               | CA81022\$CA81122\$CA11022\$CA00824\$CA00924\$CA01024\$CA01124\$CA01224\$CA01324\$CA40824\$CA40 | CA81022\$ CA81122\$ CA11022\$ CA00824\$ CA00924\$ CA01024\$       | 台湾 全合生医科技股份有限公司                                           |      |
| JC62206 | 桡骨远端固定系统（螺钉）        | 53-20616E\$53-20618E\$53-20620E\$53-20622E\$53-20624E\$53-20626E\$53-                          | 53-20616E\$ 53-20618E\$ 53-20620E\$ 53-20622E\$ 53-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62207 | 桡骨远端固定系统（螺钉）        | 53-20616S\$53-20618S\$53-20620S\$53-20622S\$53-20624S\$53-20626S\$53-                          | 53-20616S\$ 53-20618S\$ 53-20620S\$ 53-20622S\$ 53-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62208 | Leverage 经典型钛板（头-尾） | 8mm C-C型\$9.5mm C-C型\$11mm C-C型\$12.5mm, C-C型                                                  | 7650008\$ 7650009\$ 7650011\$ 7650012\$                           | 美国NuVasive, Inc.:                                         |      |
| JC62209 | Leverage 经典型钛板（内-外） | 8mm C-C型\$9.5mm C-C型\$11mm C-C型\$12.5mm, C-C型                                                  | 7650108\$ 7650109\$ 7650111\$ 7650112\$                           | 美国NuVasive, Inc.:                                         |      |
| JC62210 | Leverage 侧块螺钉       | 2.6mm*5mm\$2.6mm*6mm\$2.6mm*7mm\$2.6mm*8mm                                                     | 7650505\$ 7650506\$ 7650507\$ 7650508\$                           | 美国NuVasive, Inc.:                                         |      |
| JC62211 | Leverage 侧块螺钉       | 2.6mm*5mm\$2.6mm*6mm\$2.6mm*7mm\$2.6mm*8mm                                                     | 7650505\$ 7650506\$ 7650507\$ 7650508\$                           | 美国NuVasive, Inc.:                                         |      |
| JC62212 | Leverage 椎板螺钉       | 2.6mm*5mm\$3.0mm*5mm                                                                           | 7650705\$ 7650805\$                                               | 美国NuVasive, Inc.:                                         |      |
| JC62213 | Leverage 椎板螺钉       | 2.6mm*5mm\$3.0mm*5mm                                                                           | 7650705\$ 7650805\$                                               | 美国NuVasive, Inc.:                                         |      |
| JC62214 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉       | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53-            | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62215 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉       | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53-            | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62216 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉       | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53-            | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                                | 产品型号                                                              | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| JC62217 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62218 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62219 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62220 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62221 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62222 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62223 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62224 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62225 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62226 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62227 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62228 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                                | 产品型号                                                              | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| JC62229 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62230 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62231 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62232 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62233 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62234 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62235 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62236 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62237 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62238 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62239 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62240 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005\$53-17006\$53-17007\$53-17008\$53-17009\$53-17010\$53-17011\$53-17012\$53- | 53-17005\$ 53-17006\$ 53-17007\$ 53-17008\$ 53-17009\$ 53-17010\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                  | 产品型号                                                | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| JC62241 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005E\$53-17006E\$53-17007E\$53-17008E\$53-17009E\$53-17010E\$53- | 53-17005E\$ 53-17006E\$ 53-17007E\$ 53-17008E\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62242 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005E\$53-17006E\$53-17007E\$53-17008E\$53-17009E\$53-17010E\$53- | 53-17005E\$ 53-17006E\$ 53-17007E\$ 53-17008E\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62243 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005E\$53-17006E\$53-17007E\$53-17008E\$53-17009E\$53-17010E\$53- | 53-17005E\$ 53-17006E\$ 53-17007E\$ 53-17008E\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62244 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005E\$53-17006E\$53-17007E\$53-17008E\$53-17009E\$53-17010E\$53- | 53-17005E\$ 53-17006E\$ 53-17007E\$ 53-17008E\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62245 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005S\$53-17006S\$53-17007S\$53-17008S\$53-17009S\$53-17010S\$53- | 53-17005S\$ 53-17006S\$ 53-17007S\$ 53-17008S\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62246 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005S\$53-17006S\$53-17007S\$53-17008S\$53-17009S\$53-17010S\$53- | 53-17005S\$ 53-17006S\$ 53-17007S\$ 53-17008S\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62247 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005S\$53-17006S\$53-17007S\$53-17008S\$53-17009S\$53-17010S\$53- | 53-17005S\$ 53-17006S\$ 53-17007S\$ 53-17008S\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62248 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005S\$53-17006S\$53-17007S\$53-17008S\$53-17009S\$53-17010S\$53- | 53-17005S\$ 53-17006S\$ 53-17007S\$ 53-17008S\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62249 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005S\$53-17006S\$53-17007S\$53-17008S\$53-17009S\$53-17010S\$53- | 53-17005S\$ 53-17006S\$ 53-17007S\$ 53-17008S\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62250 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005S\$53-17006S\$53-17007S\$53-17008S\$53-17009S\$53-17010S\$53- | 53-17005S\$ 53-17006S\$ 53-17007S\$ 53-17008S\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62251 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005S\$53-17006S\$53-17007S\$53-17008S\$53-17009S\$53-17010S\$53- | 53-17005S\$ 53-17006S\$ 53-17007S\$ 53-17008S\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62252 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005S\$53-17006S\$53-17007S\$53-17008S\$53-17009S\$53-17010S\$53- | 53-17005S\$ 53-17006S\$ 53-17007S\$ 53-17008S\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |



| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                  | 产品型号                                                | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| JC62253 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005S\$53-17006S\$53-17007S\$53-17008S\$53-17009S\$53-17010S\$53- | 53-17005S\$ 53-17006S\$ 53-17007S\$ 53-17008S\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62254 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005S\$53-17006S\$53-17007S\$53-17008S\$53-17009S\$53-17010S\$53- | 53-17005S\$ 53-17006S\$ 53-17007S\$ 53-17008S\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62255 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005S\$53-17006S\$53-17007S\$53-17008S\$53-17009S\$53-17010S\$53- | 53-17005S\$ 53-17006S\$ 53-17007S\$ 53-17008S\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62256 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005S\$53-17006S\$53-17007S\$53-17008S\$53-17009S\$53-17010S\$53- | 53-17005S\$ 53-17006S\$ 53-17007S\$ 53-17008S\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62257 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005S\$53-17006S\$53-17007S\$53-17008S\$53-17009S\$53-17010S\$53- | 53-17005S\$ 53-17006S\$ 53-17007S\$ 53-17008S\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62258 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005S\$53-17006S\$53-17007S\$53-17008S\$53-17009S\$53-17010S\$53- | 53-17005S\$ 53-17006S\$ 53-17007S\$ 53-17008S\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62259 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005S\$53-17006S\$53-17007S\$53-17008S\$53-17009S\$53-17010S\$53- | 53-17005S\$ 53-17006S\$ 53-17007S\$ 53-17008S\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62260 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005S\$53-17006S\$53-17007S\$53-17008S\$53-17009S\$53-17010S\$53- | 53-17005S\$ 53-17006S\$ 53-17007S\$ 53-17008S\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62261 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005S\$53-17006S\$53-17007S\$53-17008S\$53-17009S\$53-17010S\$53- | 53-17005S\$ 53-17006S\$ 53-17007S\$ 53-17008S\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62262 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005S\$53-17006S\$53-17007S\$53-17008S\$53-17009S\$53-17010S\$53- | 53-17005S\$ 53-17006S\$ 53-17007S\$ 53-17008S\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62263 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005S\$53-17006S\$53-17007S\$53-17008S\$53-17009S\$53-17010S\$53- | 53-17005S\$ 53-17006S\$ 53-17007S\$ 53-17008S\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62264 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 53-17005S\$53-17006S\$53-17007S\$53-17008S\$53-17009S\$53-17010S\$53- | 53-17005S\$ 53-17006S\$ 53-17007S\$ 53-17008S\$ 53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                  | 产品型号                                                     | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| JC62265 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-05101S\$57-05116S\$57-05202S\$57-10304S\$57-10316S\$57-10101S\$57- | 57-05101S\$ 57-05116S\$ 57-05202S\$ 57-10304S\$ 57-      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62266 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-05101S\$57-05116S\$57-05202S\$57-10304S\$57-10316S\$57-10101S\$57- | 57-05101S\$ 57-05116S\$ 57-05202S\$ 57-10304S\$ 57-      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62267 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-05101S\$57-05116S\$57-05202S\$57-10304S\$57-10316S\$57-10101S\$57- | 57-05101S\$ 57-05116S\$ 57-05202S\$ 57-10304S\$ 57-      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62268 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-05101S\$57-05116S\$57-05202S\$57-10304S\$57-10316S\$57-10101S\$57- | 57-05101S\$ 57-05116S\$ 57-05202S\$ 57-10304S\$ 57-      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62269 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-05101S\$57-05116S\$57-05202S\$57-10304S\$57-10316S\$57-10101S\$57- | 57-05101S\$ 57-05116S\$ 57-05202S\$ 57-10304S\$ 57-      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62270 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-05140S\$57-05142S\$57-05150S\$57-05151S\$5705170S                  | 57-05140S\$ 57-05142S\$ 57-05150S\$ 57-05151S\$ 5705170S | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62271 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-05190S\$57-05191S\$57-05192S\$57-05195S\$57-05197S\$               | 57-05190S\$ 57-05191S\$ 57-05192S\$ 57-05195S\$ 57-      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62272 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-05210S\$57-05290S\$57-05291S\$57-05292S\$57-05295S\$57-05297S\$    | 57-05210S\$ 57-05290S\$ 57-05291S\$ 57-05292S\$ 57-      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62273 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-05220S\$57-05221S\$57-05240S\$57-05260S\$57-05262S\$57-05270S\$    | 57-05220S\$ 57-05221S\$ 57-05240S\$ 57-05260S\$ 57-      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62274 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-05279S\$57-05282S\$57-05283S\$57-05285S\$                          | 57-05279S\$ 57-05282S\$ 57-05283S\$ 57-05285S\$          | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62275 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10120S\$57-10121S\$57-10140S\$57-10160S\$57-10170S\$57-10179S\$    | 57-10120S\$ 57-10121S\$ 57-10140S\$ 57-10160S\$ 57-      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62276 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10120S\$57-10121S\$57-10140S\$57-10160S\$57-10170S\$57-10179S\$    | 57-10120S\$ 57-10121S\$ 57-10140S\$ 57-10160S\$ 57-      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                                    | 生产企业                                                         | 挂网企业 |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| JC62277 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10161\$57-10185\$57-13185\$                                                              | 57-10161\$ 57-10185\$<br>57-13185\$                                     | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| JC62278 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10161\$57-10185\$57-13185\$                                                              | 57-10161\$ 57-10185\$<br>57-13185\$                                     | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| JC62279 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10161S\$57-10185S\$57-<br>13185S\$                                                       | 57-10161S\$ 57-<br>10185S\$ 57-13185S\$                                 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| JC62280 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10190S\$57-10191S\$57-<br>10192S\$57-10195S\$57-10197S\$                                 | 57-10190S\$ 57-<br>10191S\$ 57-10192S\$<br>57-10195S\$ 57-              | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| JC62281 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10190S\$57-10191S\$57-<br>10192S\$57-10195S\$57-10197S\$                                 | 57-10190S\$ 57-<br>10191S\$ 57-10192S\$<br>57-10195S\$ 57-              | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| JC62282 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10304\$57-10316\$57-<br>10402\$57-10407\$57-13402\$57-<br>13405\$57-13408\$57-13410\$57- | 57-10304\$ 57-10316\$<br>57-10402\$ 57-10407\$<br>57-13402\$ 57-13405\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| JC62283 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10304\$57-10316\$57-<br>10402\$57-10407\$57-13402\$57-<br>13405\$57-13408\$57-13410\$57- | 57-10304\$ 57-10316\$<br>57-10402\$ 57-10407\$<br>57-13402\$ 57-13405\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| JC62284 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10304\$57-10316\$57-<br>10402\$57-10407\$57-13402\$57-<br>13405\$57-13408\$57-13410\$57- | 57-10304\$ 57-10316\$<br>57-10402\$ 57-10407\$<br>57-13402\$ 57-13405\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| JC62285 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10304\$57-10316\$57-<br>10402\$57-10407\$57-13402\$57-<br>13405\$57-13408\$57-13410\$57- | 57-10304\$ 57-10316\$<br>57-10402\$ 57-10407\$<br>57-13402\$ 57-13405\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| JC62286 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10304\$57-10316\$57-<br>10402\$57-10407\$57-13402\$57-<br>13405\$57-13408\$57-13410\$57- | 57-10304\$ 57-10316\$<br>57-10402\$ 57-10407\$<br>57-13402\$ 57-13405\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| JC62287 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10320\$57-10321\$57-<br>10340\$57-10360\$57-10368\$57-<br>10310\$57-05210\$              | 57-10320\$ 57-10321\$<br>57-10340\$ 57-10360\$<br>57-10368\$ 57-10310\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| JC62288 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10320\$57-10321\$57-<br>10340\$57-10360\$57-10368\$57-<br>10310\$57-05210\$              | 57-10320\$ 57-10321\$<br>57-10340\$ 57-10360\$<br>57-10368\$ 57-10310\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                   | 产品型号                                                              | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| JC62289 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10320\$57-10321\$57-10340\$57-10360\$57-10368\$57-10310\$57-05210\$ | 57-10320\$ 57-10321\$ 57-10340\$ 57-10360\$ 57-10368\$ 57-10310\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62290 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10320\$57-10321\$57-10340\$57-10360\$57-10368\$57-10310\$57-05210\$ | 57-10320\$ 57-10321\$ 57-10340\$ 57-10360\$ 57-10368\$ 57-10310\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62291 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10320\$57-10321\$57-10340\$57-10360\$57-10368\$57-10310\$57-05210\$ | 57-10320\$ 57-10321\$ 57-10340\$ 57-10360\$ 57-10368\$ 57-10310\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62292 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10320\$57-10321\$57-10340\$57-10360\$57-10368\$57-10310\$57-05210\$ | 57-10320\$ 57-10321\$ 57-10340\$ 57-10360\$ 57-10368\$ 57-10310\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62293 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10320\$57-10321\$57-10340\$57-10360\$57-10368\$57-10310\$57-05210\$ | 57-10320\$ 57-10321\$ 57-10340\$ 57-10360\$ 57-10368\$ 57-10310\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62294 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10320S\$57-10321S\$57-10340S\$57-10360S\$57-10368S\$57-10310S\$     | 57-10320S\$ 57-10321S\$ 57-10340S\$ 57-10360S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62295 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10320S\$57-10321S\$57-10340S\$57-10360S\$57-10368S\$57-10310S\$     | 57-10320S\$ 57-10321S\$ 57-10340S\$ 57-10360S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62296 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10320S\$57-10321S\$57-10340S\$57-10360S\$57-10368S\$57-10310S\$     | 57-10320S\$ 57-10321S\$ 57-10340S\$ 57-10360S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62297 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10320S\$57-10321S\$57-10340S\$57-10360S\$57-10368S\$57-10310S\$     | 57-10320S\$ 57-10321S\$ 57-10340S\$ 57-10360S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62298 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10320S\$57-10321S\$57-10340S\$57-10360S\$57-10368S\$57-10310S\$     | 57-10320S\$ 57-10321S\$ 57-10340S\$ 57-10360S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62299 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10320S\$57-10321S\$57-10340S\$57-10360S\$57-10368S\$57-10310S\$     | 57-10320S\$ 57-10321S\$ 57-10340S\$ 57-10360S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62300 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10379\$57-10390\$57-10391\$57-10392\$57-10395\$57-10397\$57-10380\$ | 57-10379\$ 57-10390\$ 57-10391\$ 57-10392\$ 57-10395\$ 57-10397\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                          | 产品型号                                                              | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| JC62301 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10379\$57-10390\$57-10391\$57-10392\$57-10395\$57-10397\$57-10380\$        | 57-10379\$ 57-10390\$ 57-10391\$ 57-10392\$ 57-10395\$ 57-10397\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62302 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10379\$57-10390\$57-10391\$57-10392\$57-10395\$57-10397\$57-10380\$        | 57-10379\$ 57-10390\$ 57-10391\$ 57-10392\$ 57-10395\$ 57-10397\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62303 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10379\$57-10390\$57-10391\$57-10392\$57-10395\$57-10397\$57-10380\$        | 57-10379\$ 57-10390\$ 57-10391\$ 57-10392\$ 57-10395\$ 57-10397\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62304 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10379S\$57-10390S\$57-10391S\$57-10392S\$57-10395S\$57-10397S\$57-10380S\$ | 57-10379S\$ 57-10390S\$ 57-10391S\$ 57-10392S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62305 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10379S\$57-10390S\$57-10391S\$57-10392S\$57-10395S\$57-10397S\$57-10380S\$ | 57-10379S\$ 57-10390S\$ 57-10391S\$ 57-10392S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62306 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10379S\$57-10390S\$57-10391S\$57-10392S\$57-10395S\$57-10397S\$57-10380S\$ | 57-10379S\$ 57-10390S\$ 57-10391S\$ 57-10392S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62307 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10379S\$57-10390S\$57-10391S\$57-10392S\$57-10395S\$57-10397S\$57-10380S\$ | 57-10379S\$ 57-10390S\$ 57-10391S\$ 57-10392S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62308 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10420\$57-10421\$57-10440\$57-10460\$57-10470\$57-10482\$57-10483\$        | 57-10420\$ 57-10421\$ 57-10440\$ 57-10460\$ 57-10470\$ 57-10482\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62309 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10420\$57-10421\$57-10440\$57-10460\$57-10470\$57-10482\$57-10483\$        | 57-10420\$ 57-10421\$ 57-10440\$ 57-10460\$ 57-10470\$ 57-10482\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62310 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10420\$57-10421\$57-10440\$57-10460\$57-10470\$57-10482\$57-10483\$        | 57-10420\$ 57-10421\$ 57-10440\$ 57-10460\$ 57-10470\$ 57-10482\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62311 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10420S\$57-10421S\$57-10440S\$57-10460S\$57-10470S\$57-10482S\$57-10483S\$ | 57-10420S\$ 57-10421S\$ 57-10440S\$ 57-10460S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62312 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10420S\$57-10421S\$57-10440S\$57-10460S\$57-10470S\$57-10482S\$57-10483S\$ | 57-10420S\$ 57-10421S\$ 57-10440S\$ 57-10460S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                                | 产品型号                                                              | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| JC62313 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10420S\$57-10421S\$57-10440S\$57-10460S\$57-10470S\$57-10482S\$57-10483S\$       | 57-10420S\$ 57-10421S\$ 57-10440S\$ 57-10460S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62314 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-10420S\$57-10421S\$57-10440S\$57-10460S\$57-10470S\$57-10482S\$57-10483S\$       | 57-10420S\$ 57-10421S\$ 57-10440S\$ 57-10460S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62315 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-13420\$57-13421\$57-13440\$57-13442\$57-13450\$57-13451\$57-13906\$              | 57-13420\$ 57-13421\$ 57-13440\$ 57-13442\$ 57-13450\$ 57-13451\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62316 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-13420\$57-13421\$57-13440\$57-13442\$57-13450\$57-13451\$57-13906\$              | 57-13420\$ 57-13421\$ 57-13440\$ 57-13442\$ 57-13450\$ 57-13451\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62317 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-13420\$57-13421\$57-13440\$57-13442\$57-13450\$57-13451\$57-13906\$              | 57-13420\$ 57-13421\$ 57-13440\$ 57-13442\$ 57-13450\$ 57-13451\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62318 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-13420\$57-13421\$57-13440\$57-13442\$57-13450\$57-13451\$57-13906\$              | 57-13420\$ 57-13421\$ 57-13440\$ 57-13442\$ 57-13450\$ 57-13451\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62319 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-13420\$57-13421\$57-13440\$57-13442\$57-13450\$57-13451\$57-13906\$              | 57-13420\$ 57-13421\$ 57-13440\$ 57-13442\$ 57-13450\$ 57-13451\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62320 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-13420S\$57-13421S\$57-13440S\$57-13442S\$57-13450S\$57-13451S\$57-13906S\$       | 57-13420S\$ 57-13421S\$ 57-13440S\$ 57-13442S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62321 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-13420S\$57-13421S\$57-13440S\$57-13442S\$57-13450S\$57-13451S\$57-13906S\$       | 57-13420S\$ 57-13421S\$ 57-13440S\$ 57-13442S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62322 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-13420S\$57-13421S\$57-13440S\$57-13442S\$57-13450S\$57-13451S\$57-13906S\$       | 57-13420S\$ 57-13421S\$ 57-13440S\$ 57-13442S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62323 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-13420S\$57-13421S\$57-13440S\$57-13442S\$57-13450S\$57-13451S\$57-13906S\$       | 57-13420S\$ 57-13421S\$ 57-13440S\$ 57-13442S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62324 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-15320\$57-15321\$57-15324\$57-15325\$57-15340\$57-15360\$57-15361\$57-15370\$57- | 57-15320\$ 57-15321\$ 57-15324\$ 57-15325\$ 57-15340\$ 57-15360\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                                | 产品型号                                                              | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| JC62325 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-15320\$57-15321\$57-15324\$57-15325\$57-15340\$57-15360\$57-15361\$57-15370\$57- | 57-15320\$ 57-15321\$ 57-15324\$ 57-15325\$ 57-15340\$ 57-15360\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62326 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-15320\$57-15321\$57-15324\$57-15325\$57-15340\$57-15360\$57-15361\$57-15370\$57- | 57-15320\$ 57-15321\$ 57-15324\$ 57-15325\$ 57-15340\$ 57-15360\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62327 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-15320\$57-15321\$57-15324\$57-15325\$57-15340\$57-15360\$57-15361\$57-15370\$57- | 57-15320\$ 57-15321\$ 57-15324\$ 57-15325\$ 57-15340\$ 57-15360\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62328 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-15320S\$57-15321S\$57-15324S\$57-15325S\$57-15340S\$57-15360S\$57-               | 57-15320S\$ 57-15321S\$ 57-15324S\$ 57-15325S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62329 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-15320S\$57-15321S\$57-15324S\$57-15325S\$57-15340S\$57-15360S\$57-               | 57-15320S\$ 57-15321S\$ 57-15324S\$ 57-15325S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62330 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-15320S\$57-15321S\$57-15324S\$57-15325S\$57-15340S\$57-15360S\$57-               | 57-15320S\$ 57-15321S\$ 57-15324S\$ 57-15325S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62331 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-15320S\$57-15321S\$57-15324S\$57-15325S\$57-15340S\$57-15360S\$57-               | 57-15320S\$ 57-15321S\$ 57-15324S\$ 57-15325S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62332 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-15385\$57-15390\$57-15391\$57-15392\$57-15395\$57-15397\$                        | 57-15385\$ 57-15390\$ 57-15391\$ 57-15392\$ 57-15395\$ 57-15397\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62333 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-15385\$57-15390\$57-15391\$57-15392\$57-15395\$57-15397\$                        | 57-15385\$ 57-15390\$ 57-15391\$ 57-15392\$ 57-15395\$ 57-15397\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62334 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-15385\$57-15390\$57-15391\$57-15392\$57-15395\$57-15397\$                        | 57-15385\$ 57-15390\$ 57-15391\$ 57-15392\$ 57-15395\$ 57-15397\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62335 | 手部锁定钛板系统-锁定钛板 | 57-15385S\$57-15390S\$57-15391S\$57-15392S\$57-15395S\$57-15397S\$                  | 57-15385S\$ 57-15390S\$ 57-15391S\$ 57-15392S\$ 57-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62336 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                                | 产品型号                                                              | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| JC62337 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62338 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62339 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62340 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62341 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62342 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62343 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62344 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62345 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62346 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62347 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62348 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |



| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                                | 产品型号                                                              | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|---------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| JC62349 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62350 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62351 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62352 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62353 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62354 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62355 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62356 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62357 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62358 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004\$58-12005\$58-12006\$58-12007\$58-12008\$58-12009\$58-12010\$58-12012\$58- | 58-12004\$ 58-12005\$ 58-12006\$ 58-12007\$ 58-12008\$ 58-12009\$ | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62359 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004E\$58-12005E\$58-12006E\$58-12007E\$58-12008E\$58-12009E\$58-               | 58-12004E\$ 58-12005E\$ 58-12006E\$ 58-12007E\$ 58-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62360 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004E\$58-12005E\$58-12006E\$58-12007E\$58-12008E\$58-12009E\$58-               | 58-12004E\$ 58-12005E\$ 58-12006E\$ 58-12007E\$ 58-               | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                  | 产品型号                                                | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|---------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| JC62361 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004E\$58-12005E\$58-12006E\$58-12007E\$58-12008E\$58-12009E\$58- | 58-12004E\$ 58-12005E\$ 58-12006E\$ 58-12007E\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62362 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004E\$58-12005E\$58-12006E\$58-12007E\$58-12008E\$58-12009E\$58- | 58-12004E\$ 58-12005E\$ 58-12006E\$ 58-12007E\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62363 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004S\$58-12005S\$58-12006S\$58-12007S\$58-12008S\$58-12009S\$58- | 58-12004S\$ 58-12005S\$ 58-12006S\$ 58-12007S\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62364 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004S\$58-12005S\$58-12006S\$58-12007S\$58-12008S\$58-12009S\$58- | 58-12004S\$ 58-12005S\$ 58-12006S\$ 58-12007S\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62365 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004S\$58-12005S\$58-12006S\$58-12007S\$58-12008S\$58-12009S\$58- | 58-12004S\$ 58-12005S\$ 58-12006S\$ 58-12007S\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62366 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004S\$58-12005S\$58-12006S\$58-12007S\$58-12008S\$58-12009S\$58- | 58-12004S\$ 58-12005S\$ 58-12006S\$ 58-12007S\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62367 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004S\$58-12005S\$58-12006S\$58-12007S\$58-12008S\$58-12009S\$58- | 58-12004S\$ 58-12005S\$ 58-12006S\$ 58-12007S\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62368 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004S\$58-12005S\$58-12006S\$58-12007S\$58-12008S\$58-12009S\$58- | 58-12004S\$ 58-12005S\$ 58-12006S\$ 58-12007S\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62369 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004S\$58-12005S\$58-12006S\$58-12007S\$58-12008S\$58-12009S\$58- | 58-12004S\$ 58-12005S\$ 58-12006S\$ 58-12007S\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62370 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004S\$58-12005S\$58-12006S\$58-12007S\$58-12008S\$58-12009S\$58- | 58-12004S\$ 58-12005S\$ 58-12006S\$ 58-12007S\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62371 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004S\$58-12005S\$58-12006S\$58-12007S\$58-12008S\$58-12009S\$58- | 58-12004S\$ 58-12005S\$ 58-12006S\$ 58-12007S\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62372 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉 | 58-12004S\$58-12005S\$58-12006S\$58-12007S\$58-12008S\$58-12009S\$58- | 58-12004S\$ 58-12005S\$ 58-12006S\$ 58-12007S\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格                                                                  | 产品型号                                                | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| JC62373 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉     | 58-12004S\$58-12005S\$58-12006S\$58-12007S\$58-12008S\$58-12009S\$58- | 58-12004S\$ 58-12005S\$ 58-12006S\$ 58-12007S\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62374 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉     | 58-12004S\$58-12005S\$58-12006S\$58-12007S\$58-12008S\$58-12009S\$58- | 58-12004S\$ 58-12005S\$ 58-12006S\$ 58-12007S\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62375 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉     | 58-12004S\$58-12005S\$58-12006S\$58-12007S\$58-12008S\$58-12009S\$58- | 58-12004S\$ 58-12005S\$ 58-12006S\$ 58-12007S\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62376 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉     | 58-12004S\$58-12005S\$58-12006S\$58-12007S\$58-12008S\$58-12009S\$58- | 58-12004S\$ 58-12005S\$ 58-12006S\$ 58-12007S\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62377 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉     | 58-12004S\$58-12005S\$58-12006S\$58-12007S\$58-12008S\$58-12009S\$58- | 58-12004S\$ 58-12005S\$ 58-12006S\$ 58-12007S\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62378 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉     | 58-12004S\$58-12005S\$58-12006S\$58-12007S\$58-12008S\$58-12009S\$58- | 58-12004S\$ 58-12005S\$ 58-12006S\$ 58-12007S\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62379 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉     | 58-12004S\$58-12005S\$58-12006S\$58-12007S\$58-12008S\$58-12009S\$58- | 58-12004S\$ 58-12005S\$ 58-12006S\$ 58-12007S\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62380 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉     | 58-12004S\$58-12005S\$58-12006S\$58-12007S\$58-12008S\$58-12009S\$58- | 58-12004S\$ 58-12005S\$ 58-12006S\$ 58-12007S\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62381 | 手部锁定钛板系统-锁定螺钉     | 58-12004S\$58-12005S\$58-12006S\$58-12007S\$58-12008S\$58-12009S\$58- | 58-12004S\$ 58-12005S\$ 58-12006S\$ 58-12007S\$ 58- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| JC62411 | Ortholoc锁定螺钉3.5mm | 3.5mm: 20-50mm (间隔2mm)                                                | 5351035020\$<br>5351035022\$<br>5351035024\$        | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司)            |      |
| JC62412 | Ortholoc跟骨骨板      | 14孔\$15孔\$16孔\$17孔                                                    | 5361002000\$<br>5361004001\$<br>5361004002\$        | 美国Wright Medical Technology, Inc. (美国瑞特医疗技术公司)            |      |
| JC62413 | 球囊导管              | JSB153A\$JSB203A                                                      | JSB153A\$ JSB203A                                   | 韩国精诚实业有限公司                                                |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格             | 产品型号              | 生产企业                | 挂网企业 |
|---------|------|------------------|-------------------|---------------------|------|
| JC62414 | 球囊导管 | JSB153A\$JSB203A | JSB153A\$ JSB203A | 韩国精诚实业有限公司          |      |
| JC62415 | 螺塞   | XIA 螺帽           | 3756230           | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62416 | 螺塞   | XIA 螺帽           | 3756230           | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62417 | 螺塞   | XIA 螺帽           | 3756230           | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62418 | 螺塞   | XIA 螺帽           | 3756230           | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62419 | 螺塞   | XIA 螺帽           | 3756230           | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62420 | 螺塞   | XIA 螺帽           | 3756230           | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62421 | 螺塞   | XIA 螺帽           | 3756230           | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62422 | 螺塞   | XIA 螺帽           | 3756230           | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62423 | 螺塞   | XIA 螺帽           | 3756230           | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62424 | 螺塞   | XIA 螺帽           | 3756230           | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62425 | 螺塞   | XIA 螺帽           | 3756230           | 瑞士 Stryker Spine SA |      |

| 流水号     | 产品名称  | 产品规格          | 产品型号    | 生产企业                | 挂网企业 |
|---------|-------|---------------|---------|---------------------|------|
| JC62426 | 螺塞    | XIA 螺帽        | 3756230 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62427 | 螺塞    | XIA 螺帽        | 3756230 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62428 | 螺塞    | XIA 螺帽        | 3756230 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62429 | 螺塞    | XIA 螺帽        | 3756230 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62430 | 螺塞    | XIA 螺帽        | 3756230 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62431 | 螺塞    | XIA 螺帽        | 3756230 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62432 | 矫形棒   | XIA 棒 L=600MM | 3802600 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62433 | 矫形棒   | XIA 棒 L=600MM | 3802600 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62434 | 矫形棒   | XIA 棒 L=600MM | 3802600 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62435 | 矫形棒   | XIA 棒 L=600MM | 3802600 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62436 | 矫形棒   | XIA 棒 L=600MM | 3802600 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62437 | 垫圈、垫片 | 单孔垫圈          | 3820100 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |

| 流水号     | 产品名称  | 产品规格          | 产品型号    | 生产企业                | 挂网企业 |
|---------|-------|---------------|---------|---------------------|------|
| JC62438 | 垫圈、垫片 | 单孔垫圈          | 3820100 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62439 | 垫圈、垫片 | 单孔垫圈          | 3820100 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62440 | 垫圈、垫片 | 单孔垫圈          | 3820100 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62441 | 垫圈、垫片 | 单孔垫片          | 3820104 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62442 | 垫圈、垫片 | 单孔垫片          | 3820104 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62443 | 垫圈、垫片 | 单孔垫片          | 3820104 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62444 | 垫圈、垫片 | 单孔垫片          | 3820104 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62445 | 垫圈、垫片 | 单孔垫片          | 3820104 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62446 | 矫形棒   | XIA 棒 直型钴铬合金棒 | 3822601 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62447 | 矫形棒   | XIA 棒 直型钴铬合金棒 | 3822601 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62448 | 矫形棒   | XIA 棒 直型钴铬合金棒 | 3822601 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62449 | 矫形棒   | XIA 棒 直型钴铬合金棒 | 3822601 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |

| 流水号     | 产品名称  | 产品规格                                                                         | 产品型号                                                            | 生产企业                | 挂网企业 |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| JC62450 | 矫形棒   | XIA 棒 直型钴铬合金棒                                                                | 3822601                                                         | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62451 | 矫形棒   | XIA 棒 直型钴铬合金棒                                                                | 3822601                                                         | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62452 | 矫形棒   | XIA 棒 直型钴铬合金棒                                                                | 3822601                                                         | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62453 | 矫形棒   | XIA 棒 L=40mm\$XIA 棒 L=50mm\$XIA 棒 L= 60mm\$XIA 棒 L= 70mm\$XIA 棒 L= 80mm\$XIA | 03802040\$ 03802050\$ 03802060 03802070\$ 03802080\$ 03802090   | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62454 | 矫形棒   | XIA 棒 L=40mm\$XIA 棒 L=50mm\$XIA 棒 L= 60mm\$XIA 棒 L= 70mm\$XIA 棒 L= 80mm\$XIA | 03802040\$ 03802050\$ 03802060 03802070\$ 03802080\$ 03802090   | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62455 | 矫形棒   | XIA 棒 L=100MM\$XIA 棒 L=110MM\$XIA 棒 L=120MM\$XIA 棒 L=130MM\$XIA 棒            | 03802100\$ 03802110\$ 03802120\$ 03802130\$ 03802140 03802150\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62456 | 矫形棒   | XIA 棒 L=100MM\$XIA 棒 L=110MM\$XIA 棒 L=120MM\$XIA 棒 L=130MM\$XIA 棒            | 03802100\$ 03802110\$ 03802120\$ 03802130\$ 03802140 03802150\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62457 | 矫形棒   | XIA 棒 L=200MM\$XIA 棒 L=210MM\$XIA 棒 L=220MM\$XIA 棒 L=230MM\$XIA 棒            | 03802200\$ 03802210\$ 03802220\$ 03802230\$ 03802240 03802250\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62458 | 矫形棒   | XIA 棒 L=200MM\$XIA 棒 L=210MM\$XIA 棒 L=220MM\$XIA 棒 L=230MM\$XIA 棒            | 03802200\$ 03802210\$ 03802220\$ 03802230\$ 03802240 03802250\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62459 | 矫形棒   | XIA 棒 L=400MM\$XIA 棒 L=410MM\$XIA 棒 L=420MM\$XIA 棒 L=430MM\$XIA 棒            | 03802400\$ 03802410\$ 03802420\$ 03802430\$ 03802440 03802450\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62460 | 矫形棒   | XIA 棒 L=400MM\$XIA 棒 L=410MM\$XIA 棒 L=420MM\$XIA 棒 L=430MM\$XIA 棒            | 03802400\$ 03802410\$ 03802420\$ 03802430\$ 03802440 03802450\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62461 | 垫圈、垫片 | 双孔垫片                                                                         | 03820110\$ 03820111\$ 03820112\$ 03820113\$ 03820114\$ 03820115 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |

| 流水号     | 产品名称  | 产品规格                                                                       | 产品型号                                                                  | 生产企业                | 挂网企业 |
|---------|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| JC62462 | 垫圈、垫片 | 双孔垫片                                                                       | 03820110\$ 03820111\$<br>03820112\$ 03820113\$<br>03820114\$ 03820115 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62463 | 垫圈、垫片 | 双孔垫片                                                                       | 03820110\$ 03820111\$<br>03820112\$ 03820113\$<br>03820114\$ 03820115 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62464 | 垫圈、垫片 | 双孔垫片                                                                       | 03820110\$ 03820111\$<br>03820112\$ 03820113\$<br>03820114\$ 03820115 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62465 | 垫圈、垫片 | 双孔垫片                                                                       | 03820110\$ 03820111\$<br>03820112\$ 03820113\$<br>03820114\$ 03820115 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62466 | 垫圈、垫片 | 双孔垫片                                                                       | 03820110\$ 03820111\$<br>03820112\$ 03820113\$<br>03820114\$ 03820115 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62467 | 垫圈、垫片 | 双孔垫片                                                                       | 03820110\$ 03820111\$<br>03820112\$ 03820113\$<br>03820114\$ 03820115 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62468 | 垫圈、垫片 | 双孔垫片                                                                       | 03820110\$ 03820111\$<br>03820112\$ 03820113\$<br>03820114\$ 03820115 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62469 | 垫圈、垫片 | 双孔垫片                                                                       | 03820110\$ 03820111\$<br>03820112\$ 03820113\$<br>03820114\$ 03820115 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62470 | 单轴螺钉  | \$Monoaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Monoaxial Screw , Dia. | 038204020\$ 4025\$<br>4030\$ 4035\$ 4040<br>03820425\$ 430\$ 435\$    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62471 | 单轴螺钉  | \$Monoaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Monoaxial Screw , Dia. | 038204020\$ 4025\$<br>4030\$ 4035\$ 4040<br>03820425\$ 430\$ 435\$    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62472 | 单轴螺钉  | \$Monoaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Monoaxial Screw , Dia. | 038204020\$ 4025\$<br>4030\$ 4035\$ 4040<br>03820425\$ 430\$ 435\$    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62473 | 单轴螺钉  | \$Monoaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Monoaxial Screw , Dia. | 038204020\$ 4025\$<br>4030\$ 4035\$ 4040<br>03820425\$ 430\$ 435\$    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |



| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                                       | 产品型号                                                                  | 生产企业                | 挂网企业 |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| JC62474 | 单轴螺钉 | \$Monoaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Monoaxial Screw , Dia. | 038204020\$ 4025\$<br>4030\$ 4035\$ 4040<br>03820425\$ 430\$ 435\$    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62475 | 单轴螺钉 | \$Monoaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Monoaxial Screw , Dia. | 038204020\$ 4025\$<br>4030\$ 4035\$ 4040<br>03820425\$ 430\$ 435\$    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62476 | 单轴螺钉 | \$Monoaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Monoaxial Screw , Dia. | 038204020\$ 4025\$<br>4030\$ 4035\$ 4040<br>03820425\$ 430\$ 435\$    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62477 | 单轴螺钉 | \$Monoaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Monoaxial Screw , Dia. | 038204020\$ 4025\$<br>4030\$ 4035\$ 4040<br>03820425\$ 430\$ 435\$    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62478 | 单轴螺钉 | \$Monoaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Monoaxial Screw , Dia. | 038204020\$ 4025\$<br>4030\$ 4035\$ 4040<br>03820425\$ 430\$ 435\$    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62479 | 单轴螺钉 | \$Monoaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Monoaxial Screw , Dia. | 038204020\$ 4025\$<br>4030\$ 4035\$ 4040<br>03820425\$ 430\$ 435\$    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62480 | 单轴螺钉 | \$Monoaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Monoaxial Screw , Dia. | 038204020\$ 4025\$<br>4030\$ 4035\$ 4040<br>03820425\$ 430\$ 435\$    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62481 | 单轴螺钉 | \$Monoaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Monoaxial Screw , Dia. | 038204020\$ 4025\$<br>4030\$ 4035\$ 4040<br>03820425\$ 430\$ 435\$    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62482 | 横连接  | XIA前路横连装置 15mm\$XIA前路<br>横连装置 16mm\$XIA前路横连装<br>置 17mm\$XIA前路横连装置          | 03821015\$ 03821016\$<br>03821017\$ 03821018\$<br>03821019\$ 03821020 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62483 | 横连接  | XIA前路横连装置 15mm\$XIA前路<br>横连装置 16mm\$XIA前路横连装<br>置 17mm\$XIA前路横连装置          | 03821015\$ 03821016\$<br>03821017\$ 03821018\$<br>03821019\$ 03821020 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62484 | 横连接  | XIA前路横连装置 15mm\$XIA前路<br>横连装置 16mm\$XIA前路横连装<br>置 17mm\$XIA前路横连装置          | 03821015\$ 03821016\$<br>03821017\$ 03821018\$<br>03821019\$ 03821020 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62485 | 横连接  | XIA前路横连装置 15mm\$XIA前路<br>横连装置 16mm\$XIA前路横连装<br>置 17mm\$XIA前路横连装置          | 03821015\$ 03821016\$<br>03821017\$ 03821018\$<br>03821019\$ 03821020 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                                 | 产品型号                                                                 | 生产企业                | 挂网企业 |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| JC62486 | 横连接  | XIA前路横连装置 15mm\$XIA前路横连装置 16mm\$XIA前路横连装置 17mm\$XIA前路横连装置            | 03821015\$ 03821016\$ 03821017\$ 03821018\$ 03821019\$ 03821020      | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62487 | 横连接  | XIA前路横连装置 15mm\$XIA前路横连装置 16mm\$XIA前路横连装置 17mm\$XIA前路横连装置            | 03821015\$ 03821016\$ 03821017\$ 03821018\$ 03821019\$ 03821020      | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62488 | 横连接  | XIA前路横连装置 15mm\$XIA前路横连装置 16mm\$XIA前路横连装置 17mm\$XIA前路横连装置            | 03821015\$ 03821016\$ 03821017\$ 03821018\$ 03821019\$ 03821020      | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62489 | 多轴螺钉 | \$Polyaxial Screw , Dia. 4.0*20-40mm, 5mm增量 \$Polyaxial Screw , Dia. | 038214020\$038214025\$ 038214030\$038214035\$ 038214040\$03821425\$0 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62490 | 多轴螺钉 | \$Polyaxial Screw , Dia. 4.0*20-40mm, 5mm增量 \$Polyaxial Screw , Dia. | 038214020\$038214025\$ 038214030\$038214035\$ 038214040\$03821425\$0 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62491 | 多轴螺钉 | \$Polyaxial Screw , Dia. 4.0*20-40mm, 5mm增量 \$Polyaxial Screw , Dia. | 038214020\$038214025\$ 038214030\$038214035\$ 038214040\$03821425\$0 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62492 | 多轴螺钉 | \$Polyaxial Screw , Dia. 4.0*20-40mm, 5mm增量 \$Polyaxial Screw , Dia. | 038214020\$038214025\$ 038214030\$038214035\$ 038214040\$03821425\$0 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62493 | 多轴螺钉 | \$Polyaxial Screw , Dia. 4.0*20-40mm, 5mm增量 \$Polyaxial Screw , Dia. | 038214020\$038214025\$ 038214030\$038214035\$ 038214040\$03821425\$0 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62494 | 多轴螺钉 | \$Polyaxial Screw , Dia. 4.0*20-40mm, 5mm增量 \$Polyaxial Screw , Dia. | 038214020\$038214025\$ 038214030\$038214035\$ 038214040\$03821425\$0 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62495 | 多轴螺钉 | \$Polyaxial Screw , Dia. 4.0*20-40mm, 5mm增量 \$Polyaxial Screw , Dia. | 038214020\$038214025\$ 038214030\$038214035\$ 038214040\$03821425\$0 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62496 | 多轴螺钉 | \$Polyaxial Screw , Dia. 4.0*20-40mm, 5mm增量 \$Polyaxial Screw , Dia. | 038214020\$038214025\$ 038214030\$038214035\$ 038214040\$03821425\$0 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62497 | 多轴螺钉 | \$Polyaxial Screw , Dia. 4.0*20-40mm, 5mm增量 \$Polyaxial Screw , Dia. | 038214020\$038214025\$ 038214030\$038214035\$ 038214040\$03821425\$0 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                                       | 产品型号                                                                       | 生产企业                | 挂网企业 |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| JC62498 | 多轴螺钉 | \$Polyaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Polyaxial Screw , Dia. | 038214020\$038214025\$<br>038214030\$038214035\$<br>038214040\$03821425\$0 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62499 | 螺塞   | XIA 螺帽                                                                     | 3756230                                                                    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62500 | 螺塞   | XIA 螺帽                                                                     | 3756230                                                                    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62501 | 螺塞   | XIA 螺帽                                                                     | 3756230                                                                    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62502 | 螺塞   | XIA 螺帽                                                                     | 3756230                                                                    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62503 | 螺塞   | XIA 螺帽                                                                     | 3756230                                                                    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62504 | 螺塞   | XIA 螺帽                                                                     | 3756230                                                                    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62505 | 螺塞   | XIA 螺帽                                                                     | 3756230                                                                    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62506 | 螺塞   | XIA 螺帽                                                                     | 3756230                                                                    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62507 | 螺塞   | XIA 螺帽                                                                     | 3756230                                                                    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62508 | 螺塞   | XIA 螺帽                                                                     | 3756230                                                                    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62509 | 螺塞   | XIA 螺帽                                                                     | 3756230                                                                    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格          | 产品型号    | 生产企业                | 挂网企业 |
|---------|------|---------------|---------|---------------------|------|
| JC62510 | 螺塞   | XIA 螺帽        | 3756230 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62511 | 螺塞   | XIA 螺帽        | 3756230 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62512 | 螺塞   | XIA 螺帽        | 3756230 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62513 | 螺塞   | XIA 螺帽        | 3756230 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62514 | 螺塞   | XIA 螺帽        | 3756230 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62515 | 矫形棒  | XIA 棒 L=600MM | 3802600 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62516 | 矫形棒  | XIA 棒 L=600MM | 3802600 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62517 | 矫形棒  | XIA 棒 L=600MM | 3802600 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62518 | 矫形棒  | XIA 棒 L=600MM | 3802600 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62519 | 矫形棒  | 直型钴铬合金棒       | 3822601 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62520 | 矫形棒  | 直型钴铬合金棒       | 3822601 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62521 | 矫形棒  | 直型钴铬合金棒       | 3822601 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格                                                                         | 产品型号                                                            | 生产企业                | 挂网企业 |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| JC62522 | 矫形棒     | 直型钴铬合金棒                                                                      | 3822601                                                         | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62523 | 矫形棒     | XIA 棒 L=40mm\$XIA 棒 L=50mm\$XIA 棒 L= 60mm\$XIA 棒 L= 70mm\$XIA 棒 L= 80mm\$XIA | 03802040\$ 03802050\$ 03802060 03802070\$ 03802080\$ 03802090   | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62524 | 矫形棒     | XIA 棒 L=40mm\$XIA 棒 L=50mm\$XIA 棒 L= 60mm\$XIA 棒 L= 70mm\$XIA 棒 L= 80mm\$XIA | 03802040\$ 03802050\$ 03802060 03802070\$ 03802080\$ 03802090   | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62525 | 矫形棒     | XIA 棒 L=40mm\$XIA 棒 L=50mm\$XIA 棒 L= 60mm\$XIA 棒 L= 70mm\$XIA 棒 L= 80mm\$XIA | 03802040\$ 03802050\$ 03802060 03802070\$ 03802080\$ 03802090   | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62526 | 矫形棒     | XIA 棒 L=100MM\$XIA 棒 L=110MM\$XIA 棒 L=120MM\$XIA 棒 L=130MM\$XIA 棒            | 03802100\$ 03802110\$ 03802120\$ 03802130\$ 03802140 03802150\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62527 | 矫形棒     | XIA 棒 L=100MM\$XIA 棒 L=110MM\$XIA 棒 L=120MM\$XIA 棒 L=130MM\$XIA 棒            | 03802100\$ 03802110\$ 03802120\$ 03802130\$ 03802140 03802150\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62528 | 矫形棒     | XIA 棒 L=100MM\$XIA 棒 L=110MM\$XIA 棒 L=120MM\$XIA 棒 L=130MM\$XIA 棒            | 03802100\$ 03802110\$ 03802120\$ 03802130\$ 03802140 03802150\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62529 | 矫形棒     | XIA 棒 L=100MM\$XIA 棒 L=110MM\$XIA 棒 L=120MM\$XIA 棒 L=130MM\$XIA 棒            | 03802100\$ 03802110\$ 03802120\$ 03802130\$ 03802140 03802150\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62530 | 矫形棒     | XIA 棒 L=200MM\$XIA 棒 L=210MM\$XIA 棒 L=220MM\$XIA 棒 L=230MM\$XIA 棒            | 03802200\$ 03802210\$ 03802220\$ 03802230\$ 03802240 03802250\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62531 | 矫形棒     | XIA 棒 L=200MM\$XIA 棒 L=210MM\$XIA 棒 L=220MM\$XIA 棒 L=230MM\$XIA 棒            | 03802200\$ 03802210\$ 03802220\$ 03802230\$ 03802240 03802250\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62532 | 矫形棒     | XIA 棒 L=400MM\$XIA 棒 L=410MM\$XIA 棒 L=420MM\$XIA 棒 L=430MM\$XIA 棒            | 03802400\$ 03802410\$ 03802420\$ 03802430\$ 03802440 03802450\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62533 | 连接器、连接头 | 侧连接器、L型连接头、横连接器（40、60、80mm）、骺锁定器、棒棒连接头一平行、棒棒连接头                              | 03804025\$ 03804120\$ 03803040\$ 03803060\$ 03803080 03805000\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格                                                           | 产品型号                                                                    | 生产企业                | 挂网企业 |
|---------|---------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| JC62534 | 连接器、连接头 | 侧连接器、L型连接头、横连接器（40、60、80mm）、骶锁定器、棒棒连接头—平行、棒棒连接头                | 03804025\$ 03804120\$<br>03803040\$ 03803060\$<br>03803080 03805000\$   | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62535 | 连接器、连接头 | 侧连接器、L型连接头、横连接器（40、60、80mm）、骶锁定器、棒棒连接头—平行、棒棒连接头                | 03804025\$ 03804120\$<br>03803040\$ 03803060\$<br>03803080 03805000\$   | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62536 | 连接器、连接头 | 侧连接器、L型连接头、横连接器（40、60、80mm）、骶锁定器、棒棒连接头—平行、棒棒连接头                | 03804025\$ 03804120\$<br>03803040\$ 03803060\$<br>03803080 03805000\$   | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62537 | 连接器、连接头 | 侧连接器、L型连接头、横连接器（40、60、80mm）、骶锁定器、棒棒连接头—平行、棒棒连接头                | 03804025\$ 03804120\$<br>03803040\$ 03803060\$<br>03803080 03805000\$   | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62538 | 连接器、连接头 | 侧连接器、L型连接头、横连接器（40、60、80mm）、骶锁定器、棒棒连接头—平行、棒棒连接头                | 03804025\$ 03804120\$<br>03803040\$ 03803060\$<br>03803080 03805000\$   | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62539 | 骶骨螺钉    | XIA 骨螺钉 6.5*25MM\$XIA 骨螺钉 6.5*30MM\$XIA 骨螺钉 6.5*35MM\$XIA 骨螺钉  | 03805025\$ 03805030\$<br>03805035\$ 03805040\$<br>03805045\$ 03805050\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62540 | 骶骨螺钉    | XIA 骨螺钉 6.5*25MM\$XIA 骨螺钉 6.5*30MM\$XIA 骨螺钉 6.5*35MM\$XIA 骨螺钉  | 03805025\$ 03805030\$<br>03805035\$ 03805040\$<br>03805045\$ 03805050\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62541 | 骶骨螺钉    | XIA 骨螺钉 6.5*25MM\$XIA 骨螺钉 6.5*30MM\$XIA 骨螺钉 6.5*35MM\$XIA 骨螺钉  | 03805025\$ 03805030\$<br>03805035\$ 03805040\$<br>03805045\$ 03805050\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62542 | 骶骨螺钉    | XIA 骨螺钉 6.5*25MM\$XIA 骨螺钉 6.5*30MM\$XIA 骨螺钉 6.5*35MM\$XIA 骨螺钉  | 03805025\$ 03805030\$<br>03805035\$ 03805040\$<br>03805045\$ 03805050\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62543 | 骨钩      | \$XIA 椎板钩大号 \$XIA 椎板钩小号 \$XIA 椎板钩大号, 标准刀 \$XIA 椎板钩大号, 窄刀 \$XIA | 03820200\$ 03820201\$<br>03820202\$ 03820203\$<br>03820204\$ 03820208\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62544 | 骨钩      | XIA 椎板钩大号 XIA 椎板钩小号 XIA 椎板钩大号, 标准刀 XIA 椎板钩大号, 窄刀 XIA 椎         | 03820200\$ 03820201\$<br>03820202\$ 03820203\$<br>03820204\$ 03820208\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62545 | 骨钩      | 右偏置椎板钩\$左偏置椎板钩\$偏置胸椎板钩, 小号\$右偏置胸椎板钩, 小号\$左偏置胸椎板钩, 大号           | 03820206\$ 03820207\$<br>03820212 03820213\$<br>03820214\$ 03820215\$   | 瑞士 Stryker Spine SA |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                                       | 产品型号                                                                 | 生产企业                | 挂网企业 |
|---------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| JC62546 | 骨钩   | 右偏置椎板钩\$左偏置椎板钩\$偏置胸椎板钩, 小号\$右偏置胸椎板钩, 小号\$左偏置胸椎板钩, 大号                       | 03820206\$ 03820207\$<br>03820212 03820213\$<br>03820214\$ 03820215  | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62547 | 骨钩   | XIA 椎弓根钩. 小\$XIA 椎弓根钩. 大\$斜刀椎弓根钩                                           | 03820220\$ 03820221\$<br>03820244                                    | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62548 | 骨钩   | 横突钩, 右\$横突钩, 左                                                             | 03820230\$ 03820231                                                  | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62549 | 单轴螺钉 | \$Monoaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Monoaxial Screw , Dia. | 038204020\$038304025\$<br>038304030\$038304035\$<br>038304040\$03830 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62550 | 单轴螺钉 | \$Monoaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Monoaxial Screw , Dia. | 038204020\$038304025\$<br>038304030\$038304035\$<br>038304040\$03830 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62551 | 单轴螺钉 | \$Monoaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Monoaxial Screw , Dia. | 038204020\$038304025\$<br>038304030\$038304035\$<br>038304040\$03830 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62552 | 单轴螺钉 | \$Monoaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Monoaxial Screw , Dia. | 038204020\$038304025\$<br>038304030\$038304035\$<br>038304040\$03830 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62553 | 单轴螺钉 | \$Monoaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Monoaxial Screw , Dia. | 038204020\$038304025\$<br>038304030\$038304035\$<br>038304040\$03830 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62554 | 单轴螺钉 | \$Monoaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Monoaxial Screw , Dia. | 038204020\$038304025\$<br>038304030\$038304035\$<br>038304040\$03830 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62555 | 多轴螺钉 | \$Polyaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Polyaxial Screw , Dia. | 038204020\$038304025\$<br>038304030\$038304035\$<br>038304040\$03830 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62556 | 多轴螺钉 | \$Polyaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Polyaxial Screw , Dia. | 038204020\$038304025\$<br>038304030\$038304035\$<br>038304040\$03830 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62557 | 多轴螺钉 | \$Polyaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Polyaxial Screw , Dia. | 038204020\$038304025\$<br>038304030\$038304035\$<br>038304040\$03830 | 瑞士 Stryker Spine SA |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                                          | 产品型号                                                                  | 生产企业                | 挂网企业 |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| JC62558 | 多轴螺钉 | \$Polyaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Polyaxial Screw , Dia.    | 038204020\$038304025\$<br>038304030\$038304035\$<br>038304040\$03830  | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62559 | 多轴螺钉 | \$Polyaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Polyaxial Screw , Dia.    | 038204020\$038304025\$<br>038304030\$038304035\$<br>038304040\$03830  | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62560 | 多轴螺钉 | \$Polyaxial Screw , Dia.<br>4.0*20-40mm, 5mm增量<br>\$Polyaxial Screw , Dia.    | 038204020\$038304025\$<br>038304030\$038304035\$<br>038304040\$03830  | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62561 | 矫形棒  | XIA 预弯棒 L=30MM\$XIA 预弯棒<br>L=35MM\$XIA 预弯棒 L=40MM\$XIA<br>预弯棒 L=45MM\$XIA 预弯棒 | 48218030\$ 48218035\$<br>48218040\$ 48218045\$<br>48218050 48218060\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62562 | 矫形棒  | XIA 预弯棒 L=30MM\$XIA 预弯棒<br>L=35MM\$XIA 预弯棒 L=40MM\$XIA<br>预弯棒 L=45MM\$XIA 预弯棒 | 48218030\$ 48218035\$<br>48218040\$ 48218045\$<br>48218050 48218060\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62563 | 矫形棒  | XIA 预弯棒 L=30MM\$XIA 预弯棒<br>L=35MM\$XIA 预弯棒 L=40MM\$XIA<br>预弯棒 L=45MM\$XIA 预弯棒 | 48218030\$ 48218035\$<br>48218040\$ 48218045\$<br>48218050 48218060\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62564 | 矫形棒  | XIA 预弯棒 L=30MM\$XIA 预弯棒<br>L=35MM\$XIA 预弯棒 L=40MM\$XIA<br>预弯棒 L=45MM\$XIA 预弯棒 | 48218030\$ 48218035\$<br>48218040\$ 48218045\$<br>48218050 48218060\$ | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62565 | 矫形棒  | XIA 双预弯棒 L=50MM\$XIA 双预<br>弯棒 L=60MM\$XIA 双预弯棒<br>L=70MM\$XIA 双预弯棒 L=80MM     | 48219050\$ 48219060\$<br>48219070\$ 48219080                          | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62566 | 矫形棒  | XIA 双预弯棒 L=50MM\$XIA 双预<br>弯棒 L=60MM\$XIA 双预弯棒<br>L=70MM\$XIA 双预弯棒 L=80MM     | 48219050\$ 48219060\$<br>48219070\$ 48219080                          | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62567 | 矫形棒  | XIA 双预弯棒 L=50MM\$XIA 双预<br>弯棒 L=60MM\$XIA 双预弯棒<br>L=70MM\$XIA 双预弯棒 L=80MM     | 48219050\$ 48219060\$<br>48219070\$ 48219080                          | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62568 | 矫形棒  | XIA 双预弯棒 L=50MM\$XIA 双预<br>弯棒 L=60MM\$XIA 双预弯棒<br>L=70MM\$XIA 双预弯棒 L=80MM     | 48219050\$ 48219060\$<br>48219070\$ 48219080                          | 瑞士 Stryker Spine SA |      |
| JC62569 | 矫形棒  | XIA 双预弯棒 L=50MM\$XIA 双预<br>弯棒 L=60MM\$XIA 双预弯棒<br>L=70MM\$XIA 双预弯棒 L=80MM     | 48219050\$ 48219060\$<br>48219070\$ 48219080                          | 瑞士 Stryker Spine SA |      |



| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                                                                     | 产品型号                                                         | 生产企业                                              | 挂网企业 |
|---------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| JC62570 | 空心钉       | Dia. 5.5*35-50mm, 5mm一个增量\$Dia. 6.5*30-55mm, 5mm一个增量 \$Dia. 7.5*30-55mm, 5mm             | 48231535\$48231540\$48231545\$48231550\$482348231630\$482316 | 瑞士 Stryker Spine SA                               |      |
| JC62571 | 空心钉       | Dia. 5.5*35-50mm, 5mm一个增量\$Dia. 6.5*30-55mm, 5mm一个增量 \$Dia. 7.5*30-55mm, 5mm             | 48231535\$48231540\$48231545\$48231550\$482348231630\$482316 | 瑞士 Stryker Spine SA                               |      |
| JC62572 | 11G骨导针    | Medtronic Spine LLC A02A Medical Device Technologies 360001, (菱形尖端)                      | Medtronic Spine LLC A02A Medical Device Technologies         | 美国 Medical Device Technologies, Inc.dba Angiotech |      |
| JC62573 | 11G骨导针    | Medtronic Spine LLC A02A Medical Device Technologies 360001, (菱形尖端)                      | Medtronic Spine LLC A02A Medical Device Technologies         | 美国 Medical Device Technologies, Inc.dba Angiotech |      |
| JC62574 | 11G骨导针    | Medtronic Spine LLC A02A Medical Device Technologies 360001, (菱形尖端)                      | Medtronic Spine LLC A02A Medical Device Technologies         | 美国 Medical Device Technologies, Inc.dba Angiotech |      |
| JC62575 | 11G骨导针    | Medtronic Spine LLC A02A Medical Device Technologies 360001, (菱形尖端)                      | Medtronic Spine LLC A02A Medical Device Technologies         | 美国 Medical Device Technologies, Inc.dba Angiotech |      |
| JC62576 | 多轴力颈前路钛板  | 24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm。                                                      | 834024\$ 834026\$ 834028\$ 834030\$ 834032\$ 834034          | 中国台湾 亚太医疗器材科技股份有限公司                               |      |
| JC62577 | 多轴力颈前路钛板  | 36mm\$38mm\$40mm\$42mm\$44mm\$46mm\$48mm\$50mm\$52mm\$54mm\$56mm\$58mm\$60mm             | 834036\$ 834038\$ 834040\$ 834042\$ 834044\$ 834046\$        | 中国台湾 亚太医疗器材科技股份有限公司                               |      |
| JC62578 | 多轴力颈前路钛板  | 62mm\$64mm\$66mm\$68mm\$70mm\$72mm\$74mm\$76mm\$78mm\$80mm\$82mm\$84mm\$86mm\$88mm\$90mm | 834062\$ 834064\$ 834066\$ 834068\$ 834070\$ 834072\$        | 中国台湾 亚太医疗器材科技股份有限公司                               |      |
| JC62579 | 多轴力颈椎自锁螺钉 | 12mm-18mm                                                                                | 835012\$ 835013\$ 835014\$ 835015\$ 835016\$ 835017\$        | 中国台湾 亚太医疗器材科技股份有限公司                               |      |
| JC62580 | 多轴力颈椎自锁螺钉 | 12mm-18mm                                                                                | 835012\$ 835013\$ 835014\$ 835015\$ 835016\$ 835017\$        | 中国台湾 亚太医疗器材科技股份有限公司                               |      |
| JC62581 | 多轴力颈椎自锁螺钉 | 12mm-18mm                                                                                | 835012\$ 835013\$ 835014\$ 835015\$ 835016\$ 835017\$        | 中国台湾 亚太医疗器材科技股份有限公司                               |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                          | 产品型号                                                  | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC62596 | 髋关节接骨板螺钉系统 髋关节钢板 | 181000                                                        | 181000                                                | 意大利Orthofix Srl       |      |
| JC62597 | 髋关节接骨板螺钉系统 股骨颈螺钉 | 90MM\$100MM\$110MM\$120MM\$130MM\$140MM                       | 182090\$ 182100\$ 182110\$ 182120\$ 182130\$ 182140   | 意大利Orthofix Srl       |      |
| JC62598 | 髋关节接骨板螺钉系统 股骨干螺钉 | 31MM\$34MM\$37MM\$40MM\$43MM\$46MM\$                          | 183031\$ 183034\$ 183037\$ 183040\$ 183043\$ 183046\$ | 意大利Orthofix Srl       |      |
| JC62599 | 脊柱前路单轴横连接        | 单轴横连接17-26mm                                                  | 4107017、020、023、026 48213017、020、023、026              | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62600 | 脊柱后路多轴横连接        | 多轴横连接 29mm-99mm                                               | 4107029、031、035、038、042、050、066 48213029、031、035、     | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62601 | OIC脊柱融合器         | 长度20mm, 宽度11mm, 高度14mm, 0度\$长度20mm, 宽度11mm, 高度15mm, 0度        | 67310140\$ 67310150                                   | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62602 | OIC脊柱融合器         | 长度20mm, 宽度11mm, 高度14mm, 4度\$长度20mm, 宽度11mm, 高度15mm, 4度        | 67310144\$ 67310154                                   | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62603 | OIC脊柱融合器         | 度25mm, 宽度11mm, 高度14mm, 0度\$度25mm, 宽度11mm, 高度15mm, 0度          | 67315140\$ 67315150                                   | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62604 | OIC脊柱融合器         | 度25mm, 宽度11mm, 高度14mm, 4度\$度25mm, 宽度11mm, 高度15mm, 4度          | 67315144\$ 67315154                                   | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62605 | OIC脊柱融合器         | 长度20mm, 高度9mmX 4度\$长度20mm, 高度10mmX 4度\$长度20mm, 高度11mmX 4度\$长度 | 673094\$ 673104\$ 673114\$ 673124\$ 673134            | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62606 | OIC脊柱融合器         | 长度25mm, 宽度11mm, 高度9mm, 0度\$长度25mm, 宽度11mm, 高度10mm, 0度\$长度     | 6730900\$ 6731000\$ 6731100\$ 6731200\$ 6731300       | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62607 | OIC脊柱融合器         | 长度25mm, 宽度11mm, 高度9mm, 4度\$长度25mm, 宽度11mm, 高度10mm, 4度\$长度     | 6730904\$ 6731004\$ 6731104\$ 6731204\$ 6731304       | 法国Stryker Spine S.A.S |      |

| 流水号     | 产品名称     | 产品规格                                                        | 产品型号                                                              | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC62608 | OIC脊柱融合器 | 长度20mm，宽度9mm，高度9mm，0度\$长度20mm，宽度9mm，高度10mm，0度\$长度20mm，宽度    | 6760090\$ 6760100\$ 6760110\$ 6760120\$ 6760130                   | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62609 | OIC脊柱融合器 | 长度20mm，宽度9mm，高度9mm，8度\$长度20mm，宽度9mm，高度10mm，8度\$长度20mm，宽度    | 6760098\$ 6760108\$ 6760118\$ 6760128\$ 6760138                   | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62610 | OIC脊柱融合器 | 长度25mm，宽度8mm，高度9mm，0度\$长度25mm，宽度8mm，高度10mm，0度\$长度25mm，宽度    | 6765090\$ 6765100\$ 6765110\$ 6765120\$ 6765130                   | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62611 | OIC脊柱融合器 | 长度25mm，宽度8mm，高度9mm，8度\$长度25mm，宽度8mm，高度10mm，8度\$长度25mm，宽度    | 6765098\$ 6765108\$ 6765118\$ 6765128\$ 6765138                   | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62612 | OIC脊柱融合器 | 长度20mm，宽度9mm，高度7mm，4度\$长度20mm，宽度9mm，高度8mm，4度\$长度20mm，宽度9mm， | 6760074\$ 6760084\$ 6760094\$ 6760104\$ 6760114\$ 6760124\$       | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62613 | OIC脊柱融合器 | 长度20mm，宽度8mm，高度7mm，4度\$长度20mm，宽度8mm，高度8mm，4度\$长度20mm，宽度8mm， | 6765074\$ 6765084\$ 6765094\$ 6765104\$ 6765114\$ 6765124\$       | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62614 | OIC脊柱融合器 | 长度20mm，宽度11mm，高度9mm，8度\$长度20mm，宽度11mm，高度10mm，8度\$长度         | 67310098\$ 67310108\$ 67310118\$ 67310128\$ 67310138\$ 67310148\$ | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62615 | OIC脊柱融合器 | 长度25mm，宽度11mm，高度9mm，8度\$长度25mm，宽度11mm，高度10mm，8度\$长度         | 67315098\$ 67315108\$ 67315118\$ 67315128\$ 67315138\$ 67315148\$ | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62616 | OIC脊柱融合器 | 灭菌 OIC PEEK 融合器 0度 \$灭菌 OIC PEEK 融合器4度\$灭菌 OIC PEEK 融合器8度   | 6730900S 6730904S 673094S 6731000S 6731004S 67310098S             | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62617 | OIC脊柱融合器 | 高度9mm，长度33mm，宽度11mm，0度\$高度10mm，长度33mm，宽度11mm，0度\$高度         | 6733090\$ 6733100\$ 6733110\$ 6733120\$ 6733094\$ 6733104\$       | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62618 | 骨钩       | XIA 长臂椎板钩，小号窄刀\$XIA 长臂椎板钩，大号标准\$XIA 长臂椎板钩，大号窄刀\$XIA 长臂      | 03827201\$ 03827202\$ 03827203\$ 03827211\$ 03827220              | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62619 | 骨钩       | XIA 长臂椎板钩，小号窄刀\$XIA 长臂椎板钩，大号标准\$XIA 长臂椎板钩，大号窄刀\$XIA 长臂      | 03827201\$ 03827202\$ 03827203\$ 03827211\$ 03827220              | 法国Stryker Spine S.A.S |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                               | 产品型号                                                                    | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC62620 | 长臂螺钉          | XIA 长臂单轴钉 4.5×25毫米<br>\$XIA 长臂单轴钉 4.5×30毫米<br>\$XIA 长臂单轴钉 4.5×35毫米 | 03828425\$ 03828430\$<br>03828435\$ 03828440\$<br>03828445\$ 03828530\$ | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62621 | 长臂螺钉          | XIA 长臂多轴钉 4.5×25毫米<br>\$XIA 长臂多轴钉 4.5×30毫米<br>\$XIA 长臂多轴钉 4.5×35毫米 | 03829425\$ 03829430\$<br>03829435\$ 03829440\$<br>03829445\$ 03829530\$ | 法国Stryker Spine S.A.S |      |
| JC62622 | Gamma 3系统-螺钉帽 | 1个 / 包                                                             | 1895-5001S                                                              | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62623 | Gamma 3系统-螺钉帽 | 1个 / 包                                                             | 1895-5001S                                                              | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62624 | Gamma 3系统-螺钉帽 | 1个 / 包                                                             | 1895-5001S                                                              | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62625 | Gamma 3系统-螺钉帽 | 1个 / 包                                                             | 1895-5001S                                                              | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62626 | Gamma 3系统-螺钉帽 | 1个 / 包                                                             | 1895-5001S                                                              | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62627 | Gamma 3系统-螺钉帽 | 1个 / 包                                                             | 1895-5001S                                                              | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62628 | Gamma 3系统-螺钉帽 | 1个 / 包                                                             | 1895-5001S                                                              | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62629 | Gamma 3系统-螺钉帽 | 1个 / 包                                                             | 1895-5001S                                                              | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62630 | Gamma 3系统-锁钉  | 1个 / 包                                                             | 1896-5025\$ 1896-5025S\$ 1896-5027S\$<br>1896-5030\$ 1896-              | 德国Stryker Trauma GmbH |      |
| JC62631 | Gamma 3系统-锁钉  | 1个 / 包                                                             | 1896-5025\$ 1896-5025S\$ 1896-5027S\$<br>1896-5030\$ 1896-              | 德国Stryker Trauma GmbH |      |

| 流水号     | 产品名称                   | 产品规格          | 产品型号                                                      | 生产企业                          | 挂网企业 |
|---------|------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| JC62632 | Gamma 3系统-锁钉           | 1个 / 包        | 1896-5025\$ 1896-5025S\$ 1896-5027S\$ 1896-5030\$ 1896-   | 德国Stryker Trauma GmbH         |      |
| JC62633 | Gamma 3系统-锁钉           | 1个 / 包        | 1896-5025\$ 1896-5025S\$ 1896-5027S\$ 1896-5030\$ 1896-   | 德国Stryker Trauma GmbH         |      |
| JC62634 | Gamma 3系统-尾钉           | 1个 / 包        | 3005-1100S\$ 3005-1105S\$ 3005-1110S\$ 3065-2001S         | 德国Stryker Trauma GmbH         |      |
| JC62635 | Gamma 3系统-尾钉           | 1个 / 包        | 3005-1100S\$ 3005-1105S\$ 3005-1110S\$ 3065-2001S         | 德国Stryker Trauma GmbH         |      |
| JC62636 | Gamma 3系统-尾钉           | 1个 / 包        | 3005-1100S\$ 3005-1105S\$ 3005-1110S\$ 3065-2001S         | 德国Stryker Trauma GmbH         |      |
| JC62637 | Gamma 3系统-尾钉           | 1个 / 包        | 3005-1100S\$ 3005-1105S\$ 3005-1110S\$ 3065-2001S         | 德国Stryker Trauma GmbH         |      |
| JC62638 | Gamma 3系统-拉力螺钉         | 1个 / 包        | 3060-0100S\$ 3060-0105S\$ 3060-0110S\$ 3060-0115S\$ 3060- | 德国Stryker Trauma GmbH         |      |
| JC62639 | Gamma 3系统-拉力螺钉         | 1个 / 包        | 3060-0100S\$ 3060-0105S\$ 3060-0110S\$ 3060-0115S\$ 3060- | 德国Stryker Trauma GmbH         |      |
| JC62640 | Gamma 3系统-拉力螺钉         | 1个 / 包        | 3060-0100S\$ 3060-0105S\$ 3060-0110S\$ 3060-0115S\$ 3060- | 德国Stryker Trauma GmbH         |      |
| JC62641 | Gamma 3系统-拉力螺钉         | 1个 / 包        | 3060-0100S\$ 3060-0105S\$ 3060-0110S\$ 3060-0115S\$ 3060- | 德国Stryker Trauma GmbH         |      |
| JC62642 | Gamma 3系统-拉力螺钉         | 1个 / 包        | 3060-0100S\$ 3060-0105S\$ 3060-0110S\$ 3060-0115S\$ 3060- | 德国Stryker Trauma GmbH         |      |
| JC62643 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉 | 直径4.0，长度10-18 | 48644010\$ 48644012\$ 48644014\$ 48644016\$ 48644018      | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                    | 产品规格                                                        | 产品型号                                                               | 生产企业                          | 挂网企业 |
|---------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| JC62644 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉  | 直径4.0，长度10-18                                               | 48644010\$ 48644012\$<br>48644014\$ 48644016\$<br>48644018         | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62645 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉  | 直径4.0，长度10-18                                               | 48644010\$ 48644012\$<br>48644014\$ 48644016\$<br>48644018         | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62646 | REFLEX HYBRID-颈前路系统-板   | 一个节段12\$一个节段14\$一个节段16\$一个节段18\$一个节段20\$一个节段22              | 48651112\$48651114\$48651116\$48651118\$48651120\$48651122         | 法国Stryker Spine S.A.S         |      |
| JC62647 | REFLEX HYBRID-颈前路系统-板   | 一个节段12\$一个节段14\$一个节段16\$一个节段18\$一个节段20\$一个节段22              | 48651112\$48651114\$48651116\$48651118\$48651120\$48651122         | 法国Stryker Spine S.A.S         |      |
| JC62648 | REFLEX HYBRID颈椎前路钉板系统-板 | 两个节段24\$两个节段26                                              | 48651224\$48651226                                                 | 法国Stryker Spine S.A.S         |      |
| JC62649 | REFLEX HYBRID颈椎前路钉板系统-板 | 两个节段24\$两个节段26                                              | 48651224\$48651226                                                 | 法国Stryker Spine S.A.S         |      |
| JC62650 | REFLEX HYBRID颈椎前路钉板系统-板 | 两个节段28\$两个节段30\$两个节段32\$两个节段34\$两个节段37\$两个节段40\$两个节段43\$两个节 | 48651228\$48651230\$48651232\$48651234\$48651237\$48651240\$486512 | 法国Stryker Spine S.A.S         |      |
| JC62651 | REFLEX HYBRID颈椎前路钉板系统-板 | 两个节段28\$两个节段30\$两个节段32\$两个节段34\$两个节段37\$两个节段40\$两个节段43\$两个节 | 48651228\$48651230\$48651232\$48651234\$48651237\$48651240\$486512 | 法国Stryker Spine S.A.S         |      |
| JC62652 | REFLEX HYBRID颈椎前路钉板系统-板 | 三个节段39\$三个节段42\$三个节段45\$三个节段48\$三个节段51                      | 48651339\$48651342\$48651345\$48651348\$48651351                   | 法国Stryker Spine S.A.S         |      |
| JC62653 | REFLEX HYBRID颈椎前路钉板系统-板 | 三个节段39\$三个节段42\$三个节段45\$三个节段48\$三个节段51                      | 48651339\$48651342\$48651345\$48651348\$48651351                   | 法国Stryker Spine S.A.S         |      |
| JC62654 | REFLEX HYBRID颈椎前路钉板系统-板 | 三个节段54\$三个节段57\$三个节段60\$三个节段63\$三个节段66\$三个节段69              | 48651354\$48651357\$48651360\$48651363\$48651366\$48651369         | 法国Stryker Spine S.A.S         |      |
| JC62655 | REFLEX HYBRID颈椎前路钉板系统-板 | 三个节段54\$三个节段57\$三个节段60\$三个节段63\$三个节段66\$三个节段69              | 48651354\$48651357\$48651360\$48651363\$48651366\$48651369         | 法国Stryker Spine S.A.S         |      |

| 流水号     | 产品名称                    | 产品规格                                                   | 产品型号                                                               | 生产企业                          | 挂网企业 |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| JC62656 | REFLEX HYBRID颈椎前路钉板系统-板 | 三个节段54\$三个节段57\$三个节段60\$三个节段63\$三个节段66\$三个节段69         | 48651354\$48651357\$48651360\$48651363\$48651366\$48651369         | 法国Stryker Spine S.A.S         |      |
| JC62657 | REFLEX HYBRID颈椎前路钉板系统-板 | 三个节段54\$三个节段57\$三个节段60\$三个节段63\$三个节段66\$三个节段69         | 48651354\$48651357\$48651360\$48651363\$48651366\$48651369         | 法国Stryker Spine S.A.S         |      |
| JC62658 | REFLEX HYBRID颈椎前路钉板系统-板 | 四个节段60\$四个节段64\$四个节段68\$四个节段72\$四个节段76\$四个节段80\$四个节段84 | 48651460\$48651464\$48651468\$48651472\$48651476\$48651480\$486514 | 法国Stryker Spine S.A.S         |      |
| JC62659 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉  | 直径4.0, 长度10-18                                         | 48654010\$48654012\$48654014\$48654016\$48654018                   | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62660 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉  | 直径4.0, 长度10-18                                         | 48654010\$48654012\$48654014\$48654016\$48654018                   | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62661 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉  | 直径4.0, 长度10-18                                         | 48654010\$48654012\$48654014\$48654016\$48654018                   | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62662 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉  | 直径4.0, 长度10-20                                         | 48674010\$48674012\$48674014\$48674016\$48674018\$48674020         | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62663 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉  | 直径4.0, 长度10-20                                         | 48674010\$48674012\$48674014\$48674016\$48674018\$48674020         | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62664 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉  | 直径4.0, 长度10-20                                         | 48674010\$48674012\$48674014\$48674016\$48674018\$48674020         | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62665 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉  | 直径4.0, 长度10-20                                         | 48674010\$48674012\$48674014\$48674016\$48674018\$48674020         | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62666 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉  | 直径4.0, 长度10-20                                         | 48674010\$48674012\$48674014\$48674016\$48674018\$48674020         | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62667 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉  | 直径4.0, 长度10-20                                         | 48674010\$48674012\$48674014\$48674016\$48674018\$48674020         | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                   | 产品规格          | 产品型号                                                                | 生产企业                          | 挂网企业 |
|---------|------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| JC62668 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉 | 直径4.0，长度10-20 | 48674010\$48674012\$48674014\$48674016\$48674018\$48674020          | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62669 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉 | 直径4.0，长度10-20 | 48674010\$48674012\$48674014\$48674016\$48674018\$48674020          | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62670 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉 | 直径4.5，长度12-20 | 48674512\$48674514\$48674516\$48674518\$48674520                    | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62671 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉 | 直径4.5，长度12-20 | 48674512\$48674514\$48674516\$48674518\$48674520                    | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62672 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉 | 直径4.0，长度10-20 | 48694010\$48694012\$48694014\$48694016\$48694018\$48694020          | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62673 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉 | 直径4.0，长度10-20 | 48694010\$48694012\$48694014\$48694016\$48694018\$48694020          | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62674 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉 | 直径4.0，长度10-20 | 48694010\$48694012\$48694014\$48694016\$48694018\$48694020          | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62675 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉 | 直径4.0，长度10-20 | 48694010\$48694012\$48694014\$48694016\$48694018\$48694020          | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62676 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉 | 直径4.0，长度10-20 | 48694010\$48694012\$48694014\$48694016\$48694018\$48694020          | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62677 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉 | 直径4.5，长度12-20 | 48694512\$48694514\$48694516\$48694518\$48694520                    | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62678 | Reflex Hybrid颈前路钉板系统-钉 | 直径4.5，长度12-20 | 48694512\$48694514\$48694516\$48694518\$48694520                    | 法国史赛克Spine S.A.S公司（法国史赛克脊柱公司） |      |
| JC62685 | Solis AS Peek 融合器      | 0° \$4°       | 6742040\$6742050\$6742060\$6742070\$6742080\$6742090\$6742100\$6742 | 法国Stryker Spine S.A.S         |      |



| 流水号     | 产品名称                    | 产品规格                                                                                     | 产品型号                                                               | 生产企业                     | 挂网企业 |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| JC62686 | Solis AS Peek 融合器       | 0° \$4°                                                                                  | 6742040S\$6742050S\$6742060S\$6742070S\$6742080S\$6742090S\$674210 | 法国Stryker Spine S.A.S    |      |
| JC62689 | 颈前路固定板Reflex Zero       | 长度12mm\$长度14mm\$长度16mm\$长度18mm\$长度20mm\$长度22mm\$长度24mm                                   | 48660112\$48660114\$48660116\$48660118\$48660120\$486601           | 法国Stryker Spine S.A.S    |      |
| JC62690 | 颈前路固定板Reflex Zero       | 长度12mm\$长度14mm\$长度16mm\$长度18mm\$长度20mm\$长度22mm\$长度24mm                                   | 48660112\$48660114\$48660116\$48660118\$48660120\$486601           | 法国Stryker Spine S.A.S    |      |
| JC62691 | 颈前路固定板Reflex Zero       | 长度24mm\$长度26mm\$长度28mm\$长度30mm\$长度32mm\$长度34mm\$长度36mm\$长度38mm\$长度40mm\$                 | 48660224\$48660226\$48660228\$48660230\$48660232\$48660234\$486602 | 法国Stryker Spine S.A.S    |      |
| JC62692 | 颈前路固定板Reflex Zero       | 长度24mm\$长度26mm\$长度28mm\$长度30mm\$长度32mm\$长度34mm\$长度36mm\$长度38mm\$长度40mm\$                 | 48660224\$48660226\$48660228\$48660230\$48660232\$48660234\$486602 | 法国Stryker Spine S.A.S    |      |
| JC62693 | 颈前路固定板Reflex Zero       | 长度24mm\$长度26mm\$长度28mm\$长度30mm\$长度32mm\$长度34mm\$长度36mm\$长度38mm\$长度40mm\$                 | 48660224\$48660226\$48660228\$48660230\$48660232\$48660234\$486602 | 法国Stryker Spine S.A.S    |      |
| JC62704 | 椎间融合器                   | H=5mm, L=12mm\$H=5mm, L=14mm\$H=5mm, L=16mm\$H=6mm, L=12mm\$H=6mm, L=14mm\$H=6mm, L=16mm | 165-25126\$ 165-25146\$ 165-26126\$ 165-26146\$ 165-               | 台湾冠亚生技股份有限公司             |      |
| JC62705 | ROI-T腰椎椎间融合器            | 0° , 长30mm 高7mm\$0° , 长30mm 高9mm\$0° , 长30mm 高10mm\$0° , 长30mm 高                         | IR3611P / IR3612P / IR3613P / IR3614P / IR3615P / IR3616P /        | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| JC62706 | 骨科用钉 (商品名: S2) -全螺纹锁定螺钉 | 1个 / 包                                                                                   | 17964025S\$ 17964030S\$ 17964035S\$                                | 德国Stryker Trauma GmbH    |      |
| JC62738 | 1.5mm皮质骨螺钉              | 直径: 1.5mm                                                                                | SK 1500-06-2\$ SK 1500-07-2\$ SK 1500-08-2\$ SK 1500-09-2\$        | 德国 aap Implantate AG     |      |
| JC62739 | 1.5mm皮质骨螺钉              | 直径: 1.5mm                                                                                | SK 1500-06-2\$ SK 1500-07-2\$ SK 1500-08-2\$ SK 1500-09-2\$        | 德国 aap Implantate AG     |      |
| JC62740 | 1.5mm皮质骨螺钉              | 直径: 1.5mm                                                                                | SK 1500-06-2\$ SK 1500-07-2\$ SK 1500-08-2\$ SK 1500-09-2\$        | 德国 aap Implantate AG     |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格     | 产品型号                                                             | 生产企业                 | 挂网企业 |
|---------|------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| JC62741 | 1.5mm皮质骨螺钉 | 直径：1.5mm | SK 1500-06-2\$ SK 1500-07-2\$ SK 1500-08-2\$ SK 1500-09-2\$      | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62742 | 2.0mm皮质骨螺钉 | 直径：2.0mm | SK 2001-06-2\$ SK 2001-08-2\$ SK 2001-10-2\$ SK 2001-12-2\$      | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62743 | 2.0mm皮质骨螺钉 | 直径：2.0mm | SK 2001-06-2\$ SK 2001-08-2\$ SK 2001-10-2\$ SK 2001-12-2\$      | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62744 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-08\$ SK 3510-10\$ SK 3510-12\$ SK 3510-14\$ SK 3510-16\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62745 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-08\$ SK 3510-10\$ SK 3510-12\$ SK 3510-14\$ SK 3510-16\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62746 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-08\$ SK 3510-10\$ SK 3510-12\$ SK 3510-14\$ SK 3510-16\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62747 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-08\$ SK 3510-10\$ SK 3510-12\$ SK 3510-14\$ SK 3510-16\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62748 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-08\$ SK 3510-10\$ SK 3510-12\$ SK 3510-14\$ SK 3510-16\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62749 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$      | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62750 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$      | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62751 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$      | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62752 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$      | 德国 aap Implantate AG |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格     | 产品型号                                                        | 生产企业                 | 挂网企业 |
|---------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| JC62753 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62754 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62755 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62756 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62757 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62758 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62759 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62760 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62761 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62762 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62763 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62764 | 3.5mm皮质骨螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格     | 产品型号                                                        | 生产企业                 | 挂网企业 |
|---------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| JC62765 | 3.5mm皮质骨螺钉    | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62766 | 3.5mm皮质骨螺钉    | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62767 | 3.5mm皮质骨螺钉    | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62768 | 3.5mm皮质骨螺钉    | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62769 | 3.5mm皮质骨螺钉    | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62770 | 3.5mm皮质骨螺钉    | 直径：3.5mm | SK 3510-10-2\$ SK 3510-12-2\$ SK 3510-14-2\$ SK 3510-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62771 | 3.5mm小头皮质骨螺钉  | 直径：3.5mm | SK 3516-08-2\$ SK 3516-10-2\$ SK 3516-12-2\$ SK 3516-14-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62772 | 3.5mm角度固定皮质锁钉 | 直径：3.5mm | SK 3522-12-2\$ SK 3522-14-2\$ SK 3522-16-2\$ SK 3522-18-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62773 | 3.5mm皮质小头锁定螺钉 | 直径：3.5mm | SK 3522-12-3\$ SK 3522-14-3\$ SK 3522-16-3\$ SK 3522-18-3\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62774 | 3.5mm锁定螺钉     | 直径：3.5mm | SK 3524-12-2\$ SK 3524-14-2\$ SK 3524-16-2\$ SK 3524-18-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62775 | 3.5mm锁定螺钉     | 直径：3.5mm | SK 3524-12-2\$ SK 3524-14-2\$ SK 3524-16-2\$ SK 3524-18-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62776 | 3.5mm锁定螺钉     | 直径：3.5mm | SK 3524-12-2\$ SK 3524-14-2\$ SK 3524-16-2\$ SK 3524-18-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格     | 产品型号                                                          | 生产企业                 | 挂网企业 |
|---------|------------|----------|---------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| JC62777 | 3.5mm锁定螺钉  | 直径：3.5mm | SK 3524-12-2\$ SK 3524-14-2\$ SK 3524-16-2\$ SK 3524-18-2\$   | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62778 | 3.5mm锁定螺钉  | 直径：3.5mm | SK 3524-12-2\$ SK 3524-14-2\$ SK 3524-16-2\$ SK 3524-18-2\$   | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62779 | 3.5mm锁定螺钉  | 直径：3.5mm | SK 3524-12-2\$ SK 3524-14-2\$ SK 3524-16-2\$ SK 3524-18-2\$   | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62780 | 3.5mm锁定螺钉  | 直径：3.5mm | SK 3524-12-2\$ SK 3524-14-2\$ SK 3524-16-2\$ SK 3524-18-2\$   | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62781 | 3.5mm锁定螺钉  | 直径：3.5mm | SK 3524-12-2\$ SK 3524-14-2\$ SK 3524-16-2\$ SK 3524-18-2\$   | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62782 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14\$ SK 4510-16\$ SK 4510-18SK 4510-20\$ SK 4510-22\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62783 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14\$ SK 4510-16\$ SK 4510-18SK 4510-20\$ SK 4510-22\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62784 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$   | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62785 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$   | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62786 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$   | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62787 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$   | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62788 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$   | 德国 aap Implantate AG |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格     | 产品型号                                                        | 生产企业                 | 挂网企业 |
|---------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| JC62789 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62790 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62791 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62792 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62793 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62794 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62795 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62796 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62797 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62798 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62799 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62800 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格     | 产品型号                                                        | 生产企业                 | 挂网企业 |
|---------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| JC62801 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62802 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62803 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62804 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62805 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62806 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-14-2\$ SK 4510-16-2\$ SK 4510-18-2\$ SK 4510-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62807 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-80-2\$ SK 4510-85-2\$ SK 4510-90-2\$ SK 4510-95-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62808 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-80-2\$ SK 4510-85-2\$ SK 4510-90-2\$ SK 4510-95-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62809 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-80-2\$ SK 4510-85-2\$ SK 4510-90-2\$ SK 4510-95-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62810 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-80-2\$ SK 4510-85-2\$ SK 4510-90-2\$ SK 4510-95-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62811 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-80-2\$ SK 4510-85-2\$ SK 4510-90-2\$ SK 4510-95-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62812 | 4.5mm皮质骨螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4510-80-2\$ SK 4510-85-2\$ SK 4510-90-2\$ SK 4510-95-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格     | 产品型号                                                        | 生产企业                 | 挂网企业 |
|---------|---------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| JC62813 | 4.5mm小头皮质锁定螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4522-14-2\$ SK 4522-16-2\$ SK 4522-18-2\$ SK 4522-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62814 | 4.5mm小头皮质锁定螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4522-14-2\$ SK 4522-16-2\$ SK 4522-18-2\$ SK 4522-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62815 | 4.5mm小头皮质锁定螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4522-14-2\$ SK 4522-16-2\$ SK 4522-18-2\$ SK 4522-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62816 | 4.5mm小头皮质锁定螺钉 | 直径：4.5mm | SK 4522-14-2\$ SK 4522-16-2\$ SK 4522-18-2\$ SK 4522-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62817 | 4.5mm小头皮质骨螺钉  | 直径：4.5mm | SK 4522-14-3\$ SK 4522-16-3\$ SK 4522-18-3\$ SK 4522-20-3\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62818 | 4.5mm小头皮质骨螺钉  | 直径：4.5mm | SK 4522-14-3\$ SK 4522-16-3\$ SK 4522-18-3\$ SK 4522-20-3\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62819 | 4.5mm小头皮质骨螺钉  | 直径：4.5mm | SK 4522-14-3\$ SK 4522-16-3\$ SK 4522-18-3\$ SK 4522-20-3\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62820 | 4.5mm小头皮质骨螺钉  | 直径：4.5mm | SK 4522-14-3\$ SK 4522-16-3\$ SK 4522-18-3\$ SK 4522-20-3\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62821 | 4.5mm锁定螺钉     | 直径：4.5mm | SK 4524-12-2\$ SK 4524-14-2\$ SK 4524-16-2\$ SK 4524-18-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62822 | 4.5mm锁定螺钉     | 直径：4.5mm | SK 4524-12-2\$ SK 4524-14-2\$ SK 4524-16-2\$ SK 4524-18-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62823 | 4.5mm锁定螺钉     | 直径：4.5mm | SK 4524-12-2\$ SK 4524-14-2\$ SK 4524-16-2\$ SK 4524-18-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62824 | 4.5mm锁定螺钉     | 直径：4.5mm | SK 4524-12-2\$ SK 4524-14-2\$ SK 4524-16-2\$ SK 4524-18-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |



| 流水号     | 产品名称       | 产品规格     | 产品型号                                                        | 生产企业                 | 挂网企业 |
|---------|------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| JC62825 | 4.5mm锁定螺钉  | 直径：4.5mm | SK 4524-12-2\$ SK 4524-14-2\$ SK 4524-16-2\$ SK 4524-18-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62826 | 4.5mm锁定螺钉  | 直径：4.5mm | SK 4524-12-2\$ SK 4524-14-2\$ SK 4524-16-2\$ SK 4524-18-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62827 | 4.5mm锁定螺钉  | 直径：4.5mm | SK 4524-12-2\$ SK 4524-14-2\$ SK 4524-16-2\$ SK 4524-18-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62828 | 4.5mm锁定螺钉  | 直径：4.5mm | SK 4524-12-2\$ SK 4524-14-2\$ SK 4524-16-2\$ SK 4524-18-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62829 | 4.5mm锁定螺钉  | 直径：4.5mm | SK 4524-12-2\$ SK 4524-14-2\$ SK 4524-16-2\$ SK 4524-18-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62830 | 4.5mm锁定螺钉  | 直径：4.5mm | SK 4524-12-2\$ SK 4524-14-2\$ SK 4524-16-2\$ SK 4524-18-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62831 | 4.5mm锁定螺钉  | 直径：4.5mm | SK 4524-12-2\$ SK 4524-14-2\$ SK 4524-16-2\$ SK 4524-18-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62832 | 4.5mm锁定螺钉  | 直径：4.5mm | SK 4524-12-2\$ SK 4524-14-2\$ SK 4524-16-2\$ SK 4524-18-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62833 | 4.5mm锁定螺钉  | 直径：4.5mm | SK 4524-12-2\$ SK 4524-14-2\$ SK 4524-16-2\$ SK 4524-18-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62834 | 4.5mm锁定螺钉  | 直径：4.5mm | SK 4524-12-2\$ SK 4524-14-2\$ SK 4524-16-2\$ SK 4524-18-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62835 | 4.0mm松质骨螺钉 | 直径：4.0mm | SP 4000-10-2\$ SP 4000-12-2\$ SP 4000-14-2\$ SP 4000-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62836 | 4.0mm松质骨螺钉 | 直径：4.0mm | SP 4000-10-2\$ SP 4000-12-2\$ SP 4000-14-2\$ SP 4000-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格     | 产品型号                                                        | 生产企业                 | 挂网企业 |
|---------|------------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| JC62837 | 4.0mm松质骨螺钉       | 直径：4.0mm | SP 4000-10-2\$ SP 4000-12-2\$ SP 4000-14-2\$ SP 4000-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62838 | 4.0mm松质骨螺钉       | 直径：4.0mm | SP 4000-10-2\$ SP 4000-12-2\$ SP 4000-14-2\$ SP 4000-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62839 | 4.0mm松质骨螺钉       | 直径：4.0mm | SP 4000-10-2\$ SP 4000-12-2\$ SP 4000-14-2\$ SP 4000-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62840 | 4.0mm松质骨螺钉       | 直径：4.0mm | SP 4000-10-2\$ SP 4000-12-2\$ SP 4000-14-2\$ SP 4000-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62841 | 4.0mm松质骨拉力螺钉     | 直径：4.0mm | \$SP 4005-10 \$SP 4005-12 \$SP 4005-14 \$SP 4006-16 \$SP    | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62842 | 4.0mm松质骨拉力螺钉     | 直径：4.0mm | \$SP 4005-10 \$SP 4005-12 \$SP 4005-14 \$SP 4006-16 \$SP    | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62843 | 4.0mm松质骨拉力螺钉     | 直径：4.0mm | \$SP 4005-10 \$SP 4005-12 \$SP 4005-14 \$SP 4006-16 \$SP    | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62844 | 4.0mm松质骨拉力螺钉     | 直径：4.0mm | \$SP 4005-10-2 \$SP 4005-12-2 \$SP 4005-14-2 \$SP 4006-16-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62845 | 4.0mm松质骨拉力螺钉     | 直径：4.0mm | \$SP 4005-10-2 \$SP 4005-12-2 \$SP 4005-14-2 \$SP 4006-16-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62846 | 4.0mm松质骨拉力螺钉     | 直径：4.0mm | \$SP 4005-10-2 \$SP 4005-12-2 \$SP 4005-14-2 \$SP 4006-16-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62847 | 4.0mm松质骨拉力螺钉     | 直径：4.0mm | \$SP 4005-10-2 \$SP 4005-12-2 \$SP 4005-14-2 \$SP 4006-16-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62848 | 4.0mm角度固定松质骨锁定螺钉 | 直径：4.0mm | SP 4022-28-2\$ SP 4022-30-2\$ SP 4022-32-2\$ SP 4022-34-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |

| 流水号     | 产品名称         | 产品规格     | 产品型号                                                        | 生产企业                 | 挂网企业 |
|---------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| JC62849 | 3.8mm松质骨锁定螺钉 | 直径：3.8mm | \$SP 4022-28-3 \$SP 4022-30-3 \$SP 4022-32-3 \$SP 4022-34-3 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62850 | 6.5mm松质骨螺钉   | 直径：6.5mm | SP 6500-15-2\$ SP 6500-20-2\$ SP 6500-25-2\$ SP 6500-30-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62851 | 6.5mm松质骨螺钉   | 直径：6.5mm | SP 6500-15-2\$ SP 6500-20-2\$ SP 6500-25-2\$ SP 6500-30-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62852 | 6.5mm松质骨螺钉   | 直径：6.5mm | SP 6500-15-2\$ SP 6500-20-2\$ SP 6500-25-2\$ SP 6500-30-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62853 | 6.5mm松质骨螺钉   | 直径：6.5mm | SP 6500-15-2\$ SP 6500-20-2\$ SP 6500-25-2\$ SP 6500-30-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62854 | 6.5mm松质骨螺钉   | 直径：6.5mm | SP 6500-15-2\$ SP 6500-20-2\$ SP 6500-25-2\$ SP 6500-30-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62855 | 6.5mm松质骨拉力螺钉 | 直径：6.5mm | SP 6516-25-2 \$SP 6516-30-2 \$SP 6516-35-2 \$SP 6516-40-2   | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62856 | 6.5mm松质骨拉力螺钉 | 直径：6.5mm | SP 6516-25-2 \$SP 6516-30-2 \$SP 6516-35-2 \$SP 6516-40-2   | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62857 | 6.5mm松质骨拉力螺钉 | 直径：6.5mm | SP 6516-25-2 \$SP 6516-30-2 \$SP 6516-35-2 \$SP 6516-40-2   | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62858 | 6.5mm松质骨拉力螺钉 | 直径：6.5mm | \$SP 6532-45-2 \$SP 6532-50-2 \$SP 6532-55-2 \$SP 6532-60-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62859 | 6.5mm松质骨拉力螺钉 | 直径：6.5mm | \$SP 6532-45-2 \$SP 6532-50-2 \$SP 6532-55-2 \$SP 6532-60-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62860 | 6.5mm松质骨拉力螺钉 | 直径：6.5mm | \$SP 6532-45-2 \$SP 6532-50-2 \$SP 6532-55-2 \$SP 6532-60-2 | 德国 aap Implantate AG |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格     | 产品型号                                                        | 生产企业                 | 挂网企业 |
|---------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| JC62861 | 2.0mm空心螺钉 | 直径：2.0mm | SC 2003-06-2\$ SC 2003-07-2\$ SC 2003-08-2\$ SC 2003-09-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62862 | 2.0mm空心螺钉 | 直径：2.0mm | SC 2003-06-3\$ SC 2003-07-3\$ SC 2003-08-3\$ SC 2003-09-3\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62863 | 2.0mm空心螺钉 | 直径：2.0mm | SC 2030-17-2\$ SC 2030-18-2\$ SC 2030-19-2\$ SC 2030-20-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62864 | 2.7mm空心螺钉 | 直径：2.7mm | SC 2704-10-2\$ SC 2704-12-2\$ SC 2704-14-2\$ SC 2704-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62865 | 2.7mm空心螺钉 | 直径：2.7mm | SC 2704-10-3\$ SC 2704-12-3\$ SC 2704-14-3\$ SC 2704-16-3\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62866 | 2.7mm空心螺钉 | 直径：2.7mm | SC 2707-16-2\$ SC 2708-18-2\$ SC 2709-20-2\$ SC 2710-22-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62867 | 2.7mm空心螺钉 | 直径：2.7mm | SC 2730-08-2\$ SC 2730-10-2\$ SC 2730-12-2\$ SC 2730-14-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62868 | 3.5mm空心螺钉 | 直径：3.5mm | SC 3500-10-2\$ SC 3500-12-2\$ SC 3500-14-2\$ SC 3500-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62869 | 3.5mm空心螺钉 | 直径：3.5mm | SC 3500-10-3\$ SC 3500-12-3\$ SC 3500-14-3\$ SC 3500-16-3\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62870 | 3.5mm空心螺钉 | 直径：3.5mm | SC 3504-10-2\$ SC 3504-12-2\$ SC 3505-14-2\$ SC 3505-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62871 | 3.5mm空心螺钉 | 直径：3.5mm | SC 3530-10-2\$ SC 3530-12-2\$ SC 3530-14-2\$ SC 3530-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62872 | 3.5mm空心螺钉 | 直径：3.5mm | SC 3550-10-2\$ SC 3550-12-2\$ SC 3550-14-2\$ SC 3550-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格     | 产品型号                                                        | 生产企业                 | 挂网企业 |
|---------|-----------|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| JC62873 | 4.0mm空心螺钉 | 直径：4.0mm | SC 4000-10-2\$ SC 4000-12-2\$ SC 4000-14-2\$ SC 4000-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62874 | 4.0mm空心螺钉 | 直径：4.0mm | SC 4000-10-3\$ SC 4000-12-3\$ SC 4000-14-3\$ SC 4000-16-3\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62875 | 4.0mm空心螺钉 | 直径：4.0mm | SC 4005-10-2\$ SC 4005-12-2\$ SC 4005-14-2\$ SC 4006-16-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62876 | 4.0mm空心螺钉 | 直径：4.0mm | SC 4030-30-2\$ SC 4030-32-2\$ SC 4030-34-2\$ SC 4030-36-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62877 | 4.5mm空心螺钉 | 直径：4.5mm | SC 4500-12-2\$ SC 4500-14-2\$ SC 4500-16-2\$ SC 4500-18-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62878 | 4.5mm空心螺钉 | 直径：4.5mm | SC 4500-20-3\$ SC 4500-22-3\$ SC 4500-24-3\$ SC 4500-26-3\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62879 | 4.5mm空心螺钉 | 直径：4.5mm | SC 4506-26-2\$ SC 4506-28-2\$ SC 4506-30-2\$ SC 4506-32-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62880 | 4.5mm空心螺钉 | 直径：4.5mm | SC 4506-44-3\$ SC 4506-46-3\$ SC 4506-48-3\$ SC 4506-50-3\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62881 | 4.5mm空心螺钉 | 直径：4.5mm | SC 4507-20-2\$ SC 4507-22-2\$ SC 4508-24-2\$ SC 4509-26-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62882 | 4.5mm空心螺钉 | 直径：4.5mm | SC 4530-50-2\$ SC 4530-52-2\$ SC 4530-54-2\$ SC 4530-56-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62883 | 5.8mm空心螺钉 | 直径：5.8mm | SC 5816-30-2\$ SC 5816-35-2\$ SC 5816-40-2\$ SC 5816-45-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62884 | 5.8mm空心螺钉 | 直径：5.8mm | SC 5816-50-3\$ SC 5816-55-3\$ SC 5816-60-3\$ SC 5816-65-3\$ | 德国 aap Implantate AG |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                             | 产品型号                                                        | 生产企业                 | 挂网企业 |
|---------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| JC62885 | 6.5mm空心螺钉 | 直径：6.5mm                                         | SC 6516-00-2\$ SC 6516-01-2\$ SC 6516-02-2\$ SC 6516-03-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62886 | 6.5mm空心螺钉 | 直径：6.5mm                                         | SC 6516-40-3\$ SC 6516-45-3\$ SC 6516-50-3\$ SC 6516-55-3\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62887 | 6.5mm空心螺钉 | 直径：6.5mm                                         | SC 6532-00-2\$ SC 6532-02-2\$ SC 6532-03-2\$ SC 6532-04-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62888 | 7.5mm空心螺钉 | 直径：7.5mm                                         | SC 7500-00-2\$ SC 7500-01-2\$ SC 7500-02-2\$ SC 7500-03-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62889 | 7.5mm空心螺钉 | 直径：7.5mm                                         | \$SC 7508-30-3 \$SC 7508-35-3 \$SC 7508-40-3 \$SC 7508-45-3 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62890 | 7.5mm空心螺钉 | 直径：7.5mm                                         | \$SC 7516-30-2\$ \$SC 7516-35-2\$ \$SC 7516-40-2\$ \$SC     | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62891 | 7.5mm空心螺钉 | 直径：7.5mm                                         | \$SC 7516-65-3 \$SC 7516-70-3 \$SC 7516-75-3 \$SC 7516-80-3 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62892 | 7.5mm空心螺钉 | 直径：7.5mm                                         | SC 7532-45-2\$ SC 7532-50-2\$ SC 7532-55-2\$ SC 7532-60-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62893 | 垫圈        | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2                     | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62894 | 垫圈        | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2                     | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62895 | 垫圈        | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2                     | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62896 | 垫圈        | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2                     | 德国 aap Implantate AG |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                             | 产品型号                                    | 生产企业                 | 挂网企业 |
|---------|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------|
| JC62897 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62898 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62899 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62900 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62901 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62902 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62903 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62904 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62905 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62906 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62907 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62908 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                             | 产品型号                                    | 生产企业                 | 挂网企业 |
|---------|------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------|
| JC62909 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62910 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62911 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62912 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62913 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62914 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62915 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62916 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62917 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62918 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62919 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62920 | 垫圈   | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2 | 德国 aap Implantate AG |      |



| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                                         | 产品型号                                                              | 生产企业                            | 挂网企业 |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| JC62921 | 垫圈                 | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm                             | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2                           | 德国 aap Implantate AG            |      |
| JC62922 | 垫圈                 | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm                             | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2                           | 德国 aap Implantate AG            |      |
| JC62923 | 垫圈                 | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm                             | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2                           | 德国 aap Implantate AG            |      |
| JC62924 | 垫圈                 | 直径：3.5mm，内径8.6mm，外径13mm\$直径：4.0mm，内径8.6mm，外径13mm                             | SU0407-00-2\$ SU0508-00-2\$ SU0913-00-2                           | 德国 aap Implantate AG            |      |
| JC62925 | SOLIS植入器-颈椎前路椎间融合器 | 直径12mm；高度4mm\$直径12mm；高度5mm\$直径12mm；高度6mm\$直径12mm；高度7mm\$直径                   | 6741204\$ 6741405\$ 6741406\$ 6741407\$ 6741408\$ 409\$           | 法国Stryker Spine S.A.S           |      |
| JC62926 | SOLIS植入器-颈椎前路椎间融合器 | 直径12mm；高度4mm\$直径12mm；高度5mm\$直径12mm；高度6mm\$直径12mm；高度7mm\$直径                   | 6741204S\$ 6741405S\$ 6741406S\$ 6741407S\$ 6741408S\$ 6741409S\$ | 法国Stryker Spine S.A.S           |      |
| JC62931 | 动态颈椎前路钛板           | 24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm                                                 | 1707-1024\$ 1707-1026\$ 1707-1028\$ 1707-1030\$ 1707-             | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC62932 | 动态颈椎前路钛板           | 36mm\$38mm\$40mm\$42mm\$44mm\$46mm\$48mm\$50mm\$52mm\$53mm\$54mm\$56mm\$59mm | 1707-1036\$ 1707-1038\$ 1707-1040\$ 1707-1042\$ 1707-             | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC62933 | 动态颈椎前路钛板           | 62mm\$65mm\$68mm\$71mm                                                       | 1707-10562\$ 1707-1065\$ 1707-10568\$ 1707-1071                   | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC62934 | 动态颈椎前路钛板           | 72mm\$76mm\$80mm\$84mm\$88mm\$92mm\$96mm                                     | 1707-1072\$ 1707-1076\$ 1707-1080\$ 1707-1084\$ 1707-             | 美国Zimmer Spine, Inc. (美国捷迈脊柱公司) |      |
| JC62938 | 1 / 4管状板           | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔                                                       | PG 2714-03-2\$ PG 2714-04-2\$ PG 2714-05-2\$ PG 2714-06-2\$       | 德国 aap Implantate AG            |      |
| JC62939 | 1 / 3管状板           | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                              | PG 3513-03-2 \$ PG 3513-04-2\$ PG 3513-05-2\$ PG 3513-06-2\$      | 德国 aap Implantate AG            |      |

| 流水号     | 产品名称            | 产品规格                    | 产品型号                                                           | 生产企业                 | 挂网企业 |
|---------|-----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| JC62940 | 上肢自动加压板         | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔      | PG 3525-04-2\$ PG 3525-05-2\$ PG 3525-06-2\$ PG 3525-07-2\$    | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62941 | 上肢自动加压板         | 9孔\$10孔\$11孔\$12孔       | PG 3525-09-2\$ PG 3525-10-2\$ PG 3525-11-2\$ PG 3525-12-2      | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62942 | 下肢自动加压板（窄型）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔      | PG 4520-04-2 \$ PG 4520-05-2 \$ PG 4520-06-2 \$ PG 4520-07-2   | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62943 | 下肢自动加压板（窄）      | 9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$14孔  | PG 4520-09-2 \$ PG 4520-10-2 \$ PG 4520-11-2 \$ PG 4520-12-2\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62944 | 下肢自动加压板（宽型）     | 6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔     | PG 4521-06-2 \$ PG 4521-07-2 \$ PG 4521-08-2 \$ PG 4521-09-2   | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62945 | 下肢自动加压板（宽）      | 11孔\$12孔\$14孔\$15孔\$16孔 | PG 4521-11-2 \$ PG 4521-12-2 \$ PG 4521-14-2 \$ PG 4521-15-2   | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62946 | 手部微型直板          | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔          | PG2016-03-2\$ PG2016-04-2\$ PG2016-05-2\$ PG2016-06-2          | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62947 | 防冷焊接同步加压锁定板-上肢  | 4孔\$5孔\$6孔              | PG3545-04-2\$ PG3545-05-2\$ PG3545-06-2                        | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62948 | 防冷焊接同步加压锁定板-上肢  | 7孔\$8孔\$9孔              | PG3545-07-2\$ PG3545-08-2\$ PG3545-09-2                        | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62949 | 防冷焊接同步加压锁定板-上肢  | 10孔\$11孔\$12孔\$14孔      | PG3545-10-2\$ PG3545-11-2\$ PG3545-12-2\$ PG3545-14-2          | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62950 | 防冷焊接同步加压锁定板-下肢窄 | 5孔\$6孔                  | PG4541-05-2\$ PG4541-06-2                                      | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62951 | 防冷焊接同步加压锁定板-下肢窄 | 7孔\$8孔\$9孔              | PG4541-07-2\$ PG4541-08-2\$ PG4541-09-2                        | 德国 aap Implantate AG |      |

| 流水号     | 产品名称            | 产品规格                       | 产品型号                                                             | 生产企业                 | 挂网企业 |
|---------|-----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| JC62952 | 防冷焊接同步加压锁定板-下肢窄 | 10孔\$12孔\$14孔              | PG4541-10-2\$ PG4541-12-2\$ PG4541-14-2                          | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62953 | 防冷焊接同步加压锁定板-下肢窄 | 10孔\$12孔\$14孔              | PG4541-10-2\$ PG4541-12-2\$ PG4541-14-2                          | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62954 | 防冷焊接同步加压锁定板-下肢宽 | 6孔\$7孔\$8孔                 | PG4542-06-2\$ PG4542-07-2\$ PG4542-08-2                          | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62955 | 防冷焊接同步加压锁定板-下肢宽 | 9孔\$10孔                    | PG4542-09-2\$ PG4542-10-2                                        | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62956 | 防冷焊接同步加压锁定板-下肢宽 | 12孔\$14孔\$16孔              | PG4542-12-2\$ PG4542-14-2\$ PG4542-16-2                          | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62957 | 防冷焊接同步加压锁定板-下肢宽 | 12孔\$14孔\$16孔              | PG4542-12-2\$ PG4542-14-2\$ PG4542-16-2                          | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62958 | 重建钢板            | 5孔\$6孔\$7孔                 | PR 3530-05\$ PR 3530-06\$ PR 3530-07                             | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62959 | 重建钛板            | 5孔\$6孔\$7孔                 | PR 3530-05-2\$ PR 3530-06-2\$ PR 3530-07-2                       | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62960 | 重建钢板            | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔 | PR 3530-08\$ PR 3530-09\$ PR 3530-10\$ PR 3530-11\$ PR 3530-12\$ | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62961 | 重建钛板            | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔 | PR 3530-08-2\$ PR 3530-09-2\$ PR 3530-10-2\$ PR 3530-11-2\$      | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62962 | 重建钢板            | 14孔\$15孔\$16孔\$18孔\$20孔    | PR 3530-14\$ PR 3530-15\$ PR 3530-16\$ PR 3530-18\$ PR 3530-20   | 德国 aap Implantate AG |      |
| JC62963 | 重建钛板            | 14孔\$15孔\$16孔\$18孔\$20孔    | PR 3530-14-2\$ PR 3530-15-2\$ PR 3530-16-2\$ PR3530-18-2\$       | 德国 aap Implantate AG |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                               | 产品型号                                                     | 生产企业                      | 挂网企业 |
|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| JC62964 | 防冷焊接同步加压锁定板-重建 | 5孔\$6孔                                                             | PR3540-05-2\$ PR3540-06-2                                | 德国 aap Implantate AG      |      |
| JC62965 | 防冷焊接同步加压锁定板-重建 | 7孔\$8孔                                                             | PR3540-07-2\$ PR3540-08-2                                | 德国 aap Implantate AG      |      |
| JC62966 | 防冷焊接同步加压锁定板-重建 | 9孔\$10孔                                                            | PR3540-09-2\$ PR3540-10-2                                | 德国 aap Implantate AG      |      |
| JC62967 | 防冷焊接同步加压锁定板-重建 | 12孔\$14孔                                                           | PR3540-12-2\$ PR3540-14-2                                | 德国 aap Implantate AG      |      |
| JC62968 | 金属髓内钉          | Cephalomedullary Femoral Nail -Asia Short 9.3mm*18cm 125 CCD Right | 47-2493-180-09\$ 47-2493-181-09\$ 47-2493-182-09\$ 47-   | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC62980 | 多轴向螺钉          | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度         | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司）   |      |
| JC62981 | 多轴向螺钉          | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度         | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司）   |      |
| JC62982 | 多轴向螺钉          | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度         | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司）   |      |
| JC62983 | 多轴向螺钉          | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度         | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司）   |      |
| JC62984 | 多轴向螺钉          | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度         | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司）   |      |
| JC62985 | 多轴向螺钉          | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度         | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司）   |      |
| JC62986 | 多轴向螺钉          | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度         | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司）   |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格                                                       | 产品型号                                                     | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC62987 | 多轴向螺钉   | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度 | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC62988 | 多轴向螺钉   | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度 | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC62989 | 多轴向螺钉   | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度 | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC62990 | 多轴向复位螺钉 | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度 | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC62991 | 多轴向复位螺钉 | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度 | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC62992 | 多轴向复位螺钉 | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度 | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC62993 | 多轴向复位螺钉 | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度 | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC62994 | 单轴向螺钉   | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度 | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC62995 | 单轴向螺钉   | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度 | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC62996 | 单轴向螺钉   | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度 | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC62997 | 单轴向螺钉   | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度 | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC62998 | 单轴向螺钉   | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度 | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |

| 流水号     | 产品名称  | 产品规格                                                         | 产品型号                                                     | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC62999 | 单轴向螺钉 | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度   | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC63000 | 单轴向螺钉 | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度   | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC63001 | 单轴向螺钉 | 直径4.5mm，长度30mm\$直径4.5mm，长度35mm\$直径4.5mm，长度40mm\$直径4.5mm，长度   | ST1101T-S\$ ST1102T-S\$ ST1103T-S\$ ST1104T-S\$ ST1105T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC63002 | 直棒    | 直径6.0mm，长度40mm\$直径6.0mm，长度 50mm\$直径6.0mm，长度 60mm\$直径6.0mm，长度 | ST5404T-S\$ ST5405T-S\$ ST5406T-S\$ ST5407T-S\$ ST5408T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC63003 | 直棒    | 直径6.0mm，长度40mm\$直径6.0mm，长度 50mm\$直径6.0mm，长度 60mm\$直径6.0mm，长度 | ST5404T-S\$ ST5405T-S\$ ST5406T-S\$ ST5407T-S\$ ST5408T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC63004 | 直棒    | 直径6.0mm，长度40mm\$直径6.0mm，长度 50mm\$直径6.0mm，长度 60mm\$直径6.0mm，长度 | ST5404T-S\$ ST5405T-S\$ ST5406T-S\$ ST5407T-S\$ ST5408T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC63005 | 直棒    | 直径6.0mm，长度100mm\$直径6.0mm，长度 120mm\$直径6.0mm，长度 150mm\$直径      | ST5410T-S\$ ST5412T-S\$ ST5415T-S\$ ST5418T-S            | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC63006 | 直棒    | 直径6.0mm，长度100mm\$直径6.0mm，长度 120mm\$直径6.0mm，长度 150mm\$直径      | ST5410T-S\$ ST5412T-S\$ ST5415T-S\$ ST5418T-S            | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC63007 | 直棒    | 直径6.0mm，长度100mm\$直径6.0mm，长度 120mm\$直径6.0mm，长度 150mm\$直径      | ST5410T-S\$ ST5412T-S\$ ST5415T-S\$ ST5418T-S            | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC63008 | 直棒    | 直径6.0mm，长度100mm\$直径6.0mm，长度 120mm\$直径6.0mm，长度 150mm\$直径      | ST5410T-S\$ ST5412T-S\$ ST5415T-S\$ ST5418T-S            | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC63009 | 直棒    | 直径6.0mm，长度200mm\$直径6.0mm，长度 220mm\$直径6.0mm，长度 240mm\$直径      | ST5420T-S\$ ST5422T-S\$ ST5424T-S\$ ST5426T-S\$ ST5428T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC63010 | 直棒    | 直径6.0mm，长度200mm\$直径6.0mm，长度 220mm\$直径6.0mm，长度 240mm\$直径      | ST5420T-S\$ ST5422T-S\$ ST5424T-S\$ ST5426T-S\$ ST5428T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                     | 产品型号                                                     | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC63011 | 直棒            | 直径6.0mm，长度200mm\$直径6.0mm，长度220mm\$直径6.0mm，长度240mm\$直径                    | ST5420T-S\$ ST5422T-S\$ ST5424T-S\$ ST5426T-S\$ ST5428T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC63012 | 弯棒            | 直径6mm，长35mm\$直径6mm，长40mm\$直径6mm，长50mm\$直径6mm，长60mm\$直径6mm，长70mm\$        | ST5503T-S\$ ST5504T-S\$ ST5505T-S\$ ST5506T-S\$ ST5507T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC63013 | 弯棒            | 直径6mm，长35mm\$直径6mm，长40mm\$直径6mm，长50mm\$直径6mm，长60mm\$直径6mm，长70mm\$        | ST5503T-S\$ ST5504T-S\$ ST5505T-S\$ ST5506T-S\$ ST5507T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC63014 | 弯棒            | 直径6mm，长35mm\$直径6mm，长40mm\$直径6mm，长50mm\$直径6mm，长60mm\$直径6mm，长70mm\$        | ST5503T-S\$ ST5504T-S\$ ST5505T-S\$ ST5506T-S\$ ST5507T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC63015 | 弯棒            | 直径6mm，长35mm\$直径6mm，长40mm\$直径6mm，长50mm\$直径6mm，长60mm\$直径6mm，长70mm\$        | ST5503T-S\$ ST5504T-S\$ ST5505T-S\$ ST5506T-S\$ ST5507T- | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| JC63016 | 骨水泥填充器        | 骨水泥填充器1个                                                                 | ICD-CF1                                                  | 韩国 IMEDICOM Co., Ltd    |      |
| JC63017 | 骨水泥推进器        | 骨水泥推进器1个                                                                 | ICD-CP1                                                  | 韩国 IMEDICOM Co., Ltd    |      |
| JC63018 | 一次性使用穿刺器械     | 骨水泥注入器3套；工作通道1套；穿刺针1套；钻头1把；尖头导针1根；圆头导针1根                                 | ICD-GW1                                                  | 韩国 IMEDICOM Co., Ltd    |      |
| JC63019 | 一次性使用穿刺器械     | 骨水泥注入器3套；工作通道1套；穿刺针1套；钻头1把；尖头导针1根；圆头导针1根                                 | ICD-GW1                                                  | 韩国 IMEDICOM Co., Ltd    |      |
| JC63057 | VBOSS椎体植入物-端盖 | 10MM 小号圆形端盖\$10MM 大号圆形端盖\$10MM 小号圆形端盖5度\$10MM 大号圆形端盖5度\$12MM             | 33661000SR\$<br>33661000MR\$<br>33661005SR\$             | 法国Stryker Spine S.A.S   |      |
| JC63058 | VBOSS椎体植入物-端盖 | 10MM 小号圆形端盖\$10MM 大号圆形端盖\$10MM 小号圆形端盖5度\$10MM 大号圆形端盖5度\$12MM             | 33661000SR\$<br>33661000MR\$<br>33661005SR\$             | 法国Stryker Spine S.A.S   |      |
| JC63059 | VBOSS椎体植入物-钛笼 | &Oslash; 10*60mm 钛笼<br>\$12*8mm 钛笼\$12*9mm 钛笼<br>\$12*10mm钛笼\$12*11mm 钛笼 | 336610060\$<br>336612008\$<br>336612009\$                | 法国Stryker Spine S.A.S   |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                                                   | 产品型号                                         | 生产企业                      | 挂网企业 |
|---------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------|
| JC63060 | VBOSS椎体植入物-钛笼    | &Oslash; 14*8mm 钛笼\$14*9mm<br>钛笼\$14*10mm 钛笼\$14*11mm 钛<br>笼\$14*12mm 钛笼\$14*40mm 钛笼\$ | 336614008\$<br>336614009\$<br>336614010\$    | 法国Stryker Spine S. A. S   |      |
| JC63061 | VBOSS椎体植入物-钛笼    | &Oslash; 16*40mm 钛笼<br>\$16*80mm 钛笼\$20*40mm 钛笼<br>\$20*80mm 钛笼\$20*120mm 钛笼\$         | 336616040\$<br>336616080\$<br>336620040\$    | 法国Stryker Spine S. A. S   |      |
| JC63062 | VBOSS椎体植入物-椭圆形端盖 | 20MM 小号椭圆形端盖\$20MM 大<br>号椭圆形端盖\$20MM 小号椭圆形<br>端盖5度\$20MM 大号椭圆形端盖5                      | 33662000S0\$<br>33662000M0\$<br>33662005S0\$ | 法国Stryker Spine S. A. S   |      |
| JC63063 | VBOSS椎体植入物-端盖    | 20MM 小号圆形端盖\$20MM 大号<br>圆形端盖\$20MM 小号圆形端盖5<br>度\$20MM 大号圆形端盖5度\$25MM                   | 33662000SR\$<br>33662000MR\$<br>33662005SR\$ | 法国Stryker Spine S. A. S   |      |
| JC63064 | VBOSS椎体植入物-钛笼    | &Oslash; 25*40mm 钛笼<br>\$25*80mm 钛笼\$25*120mm钛笼\$                                      | 336625040\$<br>336625080\$<br>336625120\$    | 法国Stryker Spine S. A. S   |      |
| JC63067 | Dynesis万用间隔器     | 万用间隔器 6*45                                                                             | 01.03706.045                                 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC63068 | Dynesis万用间隔器     | 万用间隔器 6*45                                                                             | 01.03706.045                                 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC63069 | Dynesis万用间隔器     | 万用间隔器 6*45                                                                             | 01.03706.045                                 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC63070 | Dynesis万用间隔器     | 万用间隔器 6*45                                                                             | 01.03706.045                                 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC63071 | Dynesis万用间隔器     | 万用间隔器 6*45                                                                             | 01.03706.045                                 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC63072 | Dynesis万用间隔器     | 万用间隔器 6*45                                                                             | 01.03706.045                                 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC63073 | Dynesis万用间隔器     | 万用间隔器 6*45                                                                             | 01.03706.045                                 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |



| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                                                                                             | 产品型号                                       | 生产企业                      | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------|
| JC63074 | Dynesys阻滞螺钉           |                                                                                                  | 01.03711.006                               | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC63075 | Dynesys 连接器 100       | 100                                                                                              | 01.03730.100                               | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC63076 | Dynesys 连接器 100       | 100                                                                                              | 01.03730.100                               | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC63077 | 连接器200                | L. I. S 200                                                                                      | 01.03730.200                               | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC63078 | Dynesys L. I. S连接器100 | L. I. S 100\$L. I. S200                                                                          | 01.03731.100\$01.03731.200                 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC63079 | Dynesys L. I. S连接器100 | L. I. S 100\$L. I. S200                                                                          | 01.03731.100\$01.03731.200                 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC63080 | Dynesys L. I. S连接器100 | L. I. S 100\$L. I. S200                                                                          | 01.03731.100\$01.03731.200                 | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC63081 | Dynesys 连接器 200       | L. I. S200                                                                                       | 01.03731.200                               | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC63082 | Dynesys 椎弓根螺钉         | 5.2*35\$6.0*35\$6.0*40\$6.0*45\$6.0*50\$6.4*40\$6.4*45\$6.4*50\$6.4*55\$6.4*35\$7.2*35\$8.0*35\$ | 01.03752.035\$01.03760.035\$01.03760.040\$ | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC63083 | Dynesys 椎弓根螺钉         | 5.2*35\$6.0*35\$6.0*40\$6.0*45\$6.0*50\$6.4*40\$6.4*45\$6.4*50\$6.4*55\$6.4*35\$7.2*35\$8.0*35\$ | 01.03752.035\$01.03760.035\$01.03760.040\$ | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC63084 | Dynesys 椎弓根螺钉         | 5.2*35\$6.0*35\$6.0*40\$6.0*45\$6.0*50\$6.4*40\$6.4*45\$6.4*50\$6.4*55\$6.4*35\$7.2*35\$8.0*35\$ | 01.03752.035\$01.03760.035\$01.03760.040\$ | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |
| JC63085 | Dynesys 椎弓根螺钉         | 5.2*35\$6.0*35\$6.0*40\$6.0*45\$6.0*50\$6.4*40\$6.4*45\$6.4*50\$6.4*55\$6.4*35\$7.2*35\$8.0*35\$ | 01.03752.035\$01.03760.035\$01.03760.040\$ | 瑞士Zimmer GmbH（瑞士捷迈责任有限公司） |      |

| 流水号     | 产品名称                         | 产品规格                                                                                                     | 产品型号                                                    | 生产企业                       | 挂网企业 |
|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| JC63086 | Dynesys TL中空椎弓根螺钉 / 配阻滞螺钉    | 5.2*35\$6.0*35\$6.0*40\$6.0*45\$<br>6.0*50\$6.4*35\$6.4*40\$6.4*45\$<br>6.4*50\$6.4*55\$7.2*35\$7.2*40\$ | 01.03905.235\$<br>01.03906.035\$<br>01.03906.040\$      | 瑞士Zimmer GmbH (瑞士捷迈责任有限公司) |      |
| JC63087 | Dynesys TL中空椎弓根螺钉 / 配阻滞螺钉    | 5.2*35\$6.0*35\$6.0*40\$6.0*45\$<br>6.0*50\$6.4*35\$6.4*40\$6.4*45\$<br>6.4*50\$6.4*55\$7.2*35\$7.2*40\$ | 01.03905.235\$<br>01.03906.035\$<br>01.03906.040\$      | 瑞士Zimmer GmbH (瑞士捷迈责任有限公司) |      |
| JC63088 | Dynesys TL中空椎弓根螺钉 / 配阻滞螺钉    | 5.2*35\$6.0*35\$6.0*40\$6.0*45\$<br>6.0*50\$6.4*35\$6.4*40\$6.4*45\$<br>6.4*50\$6.4*55\$7.2*35\$7.2*40\$ | 01.03905.235\$<br>01.03906.035\$<br>01.03906.040\$      | 瑞士Zimmer GmbH (瑞士捷迈责任有限公司) |      |
| JC63089 | Dynesys TL中空骶骨螺钉 / 配阻滞螺钉     | 8.0*35,                                                                                                  | 01.03908.035                                            | 瑞士Zimmer GmbH (瑞士捷迈责任有限公司) |      |
| JC63090 | Dynesys TL中空骶骨螺钉 / 配阻滞螺钉     | 8.0*35,                                                                                                  | 01.03908.035                                            | 瑞士Zimmer GmbH (瑞士捷迈责任有限公司) |      |
| JC63091 | Dynesys TL中空翻修型椎弓根螺钉 / 配阻滞螺钉 | 8.0*40\$8.0*45\$8.0*50\$8.0*55                                                                           | 01.03908.040\$<br>01.03908.045\$<br>01.03908.050\$      | 瑞士Zimmer GmbH (瑞士捷迈责任有限公司) |      |
| JC63092 | 颈椎前路动态板m                     | 延长板:2孔                                                                                                   | CS1818-01\$ CS1818-02\$ CS1818-03\$ CS1820-01\$ CS1820- | 德国ulrich GmbH & Co.KG      |      |
| JC63093 | 颈椎前路动态板m                     | 延长板:2孔                                                                                                   | CS1818-01\$ CS1818-02\$ CS1818-03\$ CS1820-01\$ CS1820- | 德国ulrich GmbH & Co.KG      |      |
| JC63094 | 颈椎前路动态板m                     | 延长板:2孔                                                                                                   | CS1818-01\$ CS1818-02\$ CS1818-03\$ CS1820-01\$ CS1820- | 德国ulrich GmbH & Co.KG      |      |
| JC63095 | 颈椎前路动态板m                     | 延长板:2孔                                                                                                   | CS1818-01\$ CS1818-02\$ CS1818-03\$ CS1820-01\$ CS1820- | 德国ulrich GmbH & Co.KG      |      |
| JC63096 | 颈椎前路动态板m                     | XS:4孔, 长度:22mm                                                                                           | CS1818-22                                               | 德国ulrich GmbH & Co.KG      |      |
| JC63097 | 颈椎前路动态板m                     | XS:6孔, 长度:37mm                                                                                           | CS1818-37                                               | 德国ulrich GmbH & Co.KG      |      |

| 流水号     | 产品名称     | 产品规格               | 产品型号      | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|----------|--------------------|-----------|-----------------------|------|
| JC63098 | 颈椎前路动态板m | XXS: 4孔, 长度: 20mm  | CS1820-20 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63099 | 颈椎前路动态板m | XXS:4孔, 长度:22mm    | CS1820-22 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63100 | 颈椎前路动态板m | S:4孔, 长度:24mm      | CS1820-24 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63101 | 颈椎前路动态板m | S:6孔, 长度:40mm      | CS1820-40 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63102 | 颈椎前路动态板m | M:4孔, 长度:26mm      | CS1822-26 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63103 | 颈椎前路动态板m | M:6孔, 长度:45mm      | CS1822-45 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63104 | 颈椎前路动态板m | L:4孔, 长度:29mm      | CS1824-29 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63105 | 颈椎前路动态板m | L:6孔, 长度:50mm      | CS1824-50 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63106 | 滑动螺钉m    | 直径: 4mm, 长度: 2.4mm | CS1826-01 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63107 | 滑动螺钉m    | 直径: 4mm, 长度: 2.4mm | CS1826-01 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63108 | 滑动螺钉m    | 直径: 4mm, 长度: 2.4mm | CS1826-01 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63109 | 滑动螺钉m    | 直径: 4mm, 长度: 2.4mm | CS1826-01 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |

| 流水号     | 产品名称  | 产品规格            | 产品型号      | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|-------|-----------------|-----------|-----------------------|------|
| JC63110 | 滑动螺钉m | 直径：4mm，长度：2.4mm | CS1826-01 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63111 | 滑动螺钉m | 直径：4mm，长度：2.4mm | CS1826-01 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63112 | 滑动螺钉m | 直径：4mm，长度：2.4mm | CS1826-01 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63113 | 滑动螺钉m | 直径：4mm，长度：2.4mm | CS1826-01 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63114 | 滑动螺钉m | 直径：4mm，长度：2.4mm | CS1826-01 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63115 | 滑动螺钉m | 直径：4mm，长度：2.4mm | CS1826-01 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63116 | 固定螺钉m | 直径：4mm，长度：2.5mm | CS1826-02 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63117 | 固定螺钉m | 直径：4mm，长度：2.5mm | CS1826-02 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63118 | 固定螺钉m | 直径：4mm，长度：2.5mm | CS1826-02 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63119 | 固定螺钉m | 直径：4mm，长度：2.5mm | CS1826-02 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63120 | 固定螺钉m | 直径：4mm，长度：2.5mm | CS1826-02 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63121 | 固定螺钉m | 直径：4mm，长度：2.5mm | CS1826-02 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |

| 流水号     | 产品名称  | 产品规格                                                       | 产品型号                                                    | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC63122 | 固定螺钉m | 直径: 4mm, 长度: 2.5mm                                         | CS1826-02                                               | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63123 | 固定螺钉m | 直径: 4mm, 长度: 2.5mm                                         | CS1826-02                                               | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63124 | 固定螺钉m | 直径: 4mm, 长度: 2.5mm                                         | CS1826-02                                               | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63125 | 固定螺钉m | 直径: 4mm, 长度: 2.5mm                                         | CS1826-02                                               | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63126 | 锁定螺钉m | 直径:3.5mm, 长度:13mm\$直径:3.5mm, 长度:14mm\$直径:3.5mm, 长度:15mm\$直 | CS1830-13\$ CS1830-14\$ CS1830-15\$ CS1830-16\$ CS1830- | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63127 | 锁定螺钉m | 直径:3.5mm, 长度:13mm\$直径:3.5mm, 长度:14mm\$直径:3.5mm, 长度:15mm\$直 | CS1830-13\$ CS1830-14\$ CS1830-15\$ CS1830-16\$ CS1830- | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63128 | 锁定螺钉m | 直径:3.5mm, 长度:13mm\$直径:3.5mm, 长度:14mm\$直径:3.5mm, 长度:15mm\$直 | CS1830-13\$ CS1830-14\$ CS1830-15\$ CS1830-16\$ CS1830- | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63129 | 锁定螺钉m | 直径:3.5mm, 长度:13mm\$直径:3.5mm, 长度:14mm\$直径:3.5mm, 长度:15mm\$直 | CS1830-13\$ CS1830-14\$ CS1830-15\$ CS1830-16\$ CS1830- | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63130 | 锁定螺钉m | 直径:3.5mm, 长度:13mm\$直径:3.5mm, 长度:14mm\$直径:3.5mm, 长度:15mm\$直 | CS1830-13\$ CS1830-14\$ CS1830-15\$ CS1830-16\$ CS1830- | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63131 | 锁定螺钉m | 直径:3.5mm, 长度:13mm\$直径:3.5mm, 长度:14mm\$直径:3.5mm, 长度:15mm\$直 | CS1830-13\$ CS1830-14\$ CS1830-15\$ CS1830-16\$ CS1830- | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63132 | 锁定螺钉m | 直径:3.5mm, 长度:13mm\$直径:3.5mm, 长度:14mm\$直径:3.5mm, 长度:15mm\$直 | CS1830-13\$ CS1830-14\$ CS1830-15\$ CS1830-16\$ CS1830- | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC63133 | 锁定螺钉m | 直径:3.5mm, 长度:13mm\$直径:3.5mm, 长度:14mm\$直径:3.5mm, 长度:15mm\$直 | CS1830-13\$ CS1830-14\$ CS1830-15\$ CS1830-16\$ CS1830- | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格                                                                                             | 产品型号                                                    | 生产企业                      | 挂网企业 |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| JC63134 | 锁定螺钉m   | 直径:3.5mm, 长度:13mm\$直径:3.5mm, 长度:14mm\$直径:3.5mm, 长度:15mm\$直                                       | CS1830-13\$ CS1830-14\$ CS1830-15\$ CS1830-16\$ CS1830- | 德国ulrich GmbH & Co.KG     |      |
| JC63135 | 锁定螺钉m   | 直径:3.5mm, 长度:13mm\$直径:3.5mm, 长度:14mm\$直径:3.5mm, 长度:15mm\$直                                       | CS1830-13\$ CS1830-14\$ CS1830-15\$ CS1830-16\$ CS1830- | 德国ulrich GmbH & Co.KG     |      |
| JC63138 | 多轴椎弓根螺钉 | 4.5*35\$4.5*40\$4.5*45\$5.5*35\$5.5*40\$5.5*45\$5.5*50\$6.5*30\$6.5*35\$6.5*40\$6.5*45\$6.5*50\$ | 046W0AN24535\$046W0AN24540\$046W0AN24545\$              | 法国Zimmer Spine (法国捷迈脊柱公司) |      |
| JC63139 | 多轴椎弓根螺钉 | 4.5*35\$4.5*40\$4.5*45\$5.5*35\$5.5*40\$5.5*45\$5.5*50\$6.5*30\$6.5*35\$6.5*40\$6.5*45\$6.5*50\$ | 046W0AN24535\$046W0AN24540\$046W0AN24545\$              | 法国Zimmer Spine (法国捷迈脊柱公司) |      |
| JC63140 | 多轴椎弓根螺钉 | 4.5*35\$4.5*40\$4.5*45\$5.5*35\$5.5*40\$5.5*45\$5.5*50\$6.5*30\$6.5*35\$6.5*40\$6.5*45\$6.5*50\$ | 046W0AN24535\$046W0AN24540\$046W0AN24545\$              | 法国Zimmer Spine (法国捷迈脊柱公司) |      |
| JC63141 | 多轴椎弓根螺钉 | 4.5*35\$4.5*40\$4.5*45\$5.5*35\$5.5*40\$5.5*45\$5.5*50\$6.5*30\$6.5*35\$6.5*40\$6.5*45\$6.5*50\$ | 046W0AN24535\$046W0AN24540\$046W0AN24545\$              | 法国Zimmer Spine (法国捷迈脊柱公司) |      |
| JC63142 | 多轴椎弓根螺钉 | 4.5*35\$4.5*40\$4.5*45\$5.5*35\$5.5*40\$5.5*45\$5.5*50\$6.5*30\$6.5*35\$6.5*40\$6.5*45\$6.5*50\$ | 046W0AN24535\$046W0AN24540\$046W0AN24545\$              | 法国Zimmer Spine (法国捷迈脊柱公司) |      |
| JC63143 | 单轴椎弓根螺钉 | 4.5*35\$4.5*40\$4.5*45\$5.5*35\$5.5*40\$5.5*45\$5.5*50\$6.5*35\$6.5*40\$6.5*45\$6.5*50\$6.5*55\$ | 046W0AN34535\$046W0AN34540\$046W0AN34545\$              | 法国Zimmer Spine (法国捷迈脊柱公司) |      |
| JC63144 | 单轴椎弓根螺钉 | 4.5*35\$4.5*40\$4.5*45\$5.5*35\$5.5*40\$5.5*45\$5.5*50\$6.5*35\$6.5*40\$6.5*45\$6.5*50\$6.5*55\$ | 046W0AN34535\$046W0AN34540\$046W0AN34545\$              | 法国Zimmer Spine (法国捷迈脊柱公司) |      |
| JC63145 | 单轴椎弓根螺钉 | 4.5*35\$4.5*40\$4.5*45\$5.5*35\$5.5*40\$5.5*45\$5.5*50\$6.5*35\$6.5*40\$6.5*45\$6.5*50\$6.5*55\$ | 046W0AN34535\$046W0AN34540\$046W0AN34545\$              | 法国Zimmer Spine (法国捷迈脊柱公司) |      |
| JC63146 | 单轴椎弓根螺钉 | 4.5*35\$4.5*40\$4.5*45\$5.5*35\$5.5*40\$5.5*45\$5.5*50\$6.5*35\$6.5*40\$6.5*45\$6.5*50\$6.5*55\$ | 046W0AN34535\$046W0AN34540\$046W0AN34545\$              | 法国Zimmer Spine (法国捷迈脊柱公司) |      |
| JC63147 | 直棒      | 5.5*30\$5.5*40\$5.5*50\$5.5*60\$5.5*70\$5.5*80\$5.5*90                                           | 046W0AN50030\$046W0AN50040\$046W0AN50050\$              | 法国Zimmer Spine (法国捷迈脊柱公司) |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                                      | 产品型号                                               | 生产企业                     | 挂网企业 |
|---------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|------|
| JC63148 | 直棒   | 5.5*30\$5.5*40\$5.5*50\$5.5*60\$<br>5.5*70\$5.5*80\$5.5*90                | 046W0AN50030\$<br>046W0AN50040\$<br>046W0AN50050\$ | 法国Zimmer Spine（法国捷迈脊柱公司） |      |
| JC63149 | 直棒   | 5.5*100\$5.5*120\$5.5*160                                                 | 046W0AN50100\$<br>046W0AN50120\$<br>046W0AN50160\$ | 法国Zimmer Spine（法国捷迈脊柱公司） |      |
| JC63150 | 直棒   | 5.5*200\$5.5*400                                                          | 046W0AN50200\$<br>046W0AN50400                     | 法国Zimmer Spine（法国捷迈脊柱公司） |      |
| JC63151 | 预弯棒  | 5.5*30\$5.5*40\$5.5*50\$5.5*60\$<br>5.5*70\$5.5*80\$5.5*90                | 046W0AN51030\$<br>046W0AN51040\$<br>046W0AN51050\$ | 法国Zimmer Spine（法国捷迈脊柱公司） |      |
| JC63152 | 预弯棒  | 5.5*100                                                                   | 046W0AN51100                                       | 法国Zimmer Spine（法国捷迈脊柱公司） |      |
| JC63153 | 顶丝   | 046W0AN00002                                                              | 不适用                                                | 法国Zimmer Spine（法国捷迈脊柱公司） |      |
| JC63154 | 顶丝   | 046W0AN00002                                                              | 不适用                                                | 法国Zimmer Spine（法国捷迈脊柱公司） |      |
| JC63155 | 顶丝   | 046W0AN00002                                                              | 不适用                                                | 法国Zimmer Spine（法国捷迈脊柱公司） |      |
| JC63156 | 顶丝   | 046W0AN00002                                                              | 不适用                                                | 法国Zimmer Spine（法国捷迈脊柱公司） |      |
| JC63157 | 顶丝   | 046W0AN00002                                                              | 不适用                                                | 法国Zimmer Spine（法国捷迈脊柱公司） |      |
| JC63158 | 顶丝   | 046W0AN00002                                                              | 不适用                                                | 法国Zimmer Spine（法国捷迈脊柱公司） |      |
| JC63159 | 连接杆  | \$直径 5.5MM 长度40MM \$直径<br>5.5MM 长度50MM \$直径 5.5MM<br>长度60MM \$直径 5.5MM 长度 | A25101042\$<br>A25101052\$<br>A25101062\$          | 法国 Euros S. A. S.        |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格                                                                | 产品型号                                      | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| JC63160 | 连接杆    | \$直径 5.5MM 长度40MM \$直径 5.5MM 长度50MM \$直径 5.5MM 长度60MM \$直径 5.5MM 长度 | A25101042\$<br>A25101052\$<br>A25101062\$ | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63161 | 连接杆    | \$直径 5.5MM 长度40MM \$直径 5.5MM 长度50MM \$直径 5.5MM 长度60MM \$直径 5.5MM 长度 | A25101042\$<br>A25101052\$<br>A25101062\$ | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63162 | 连接杆    | \$直径 5.5MM 长度40MM \$直径 5.5MM 长度50MM \$直径 5.5MM 长度60MM \$直径 5.5MM 长度 | A25101042\$<br>A25101052\$<br>A25101062\$ | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63163 | 连接杆    | \$直径 5.5MM 长度110MM \$直径 5.5MM 长度130MM \$直径 5.5MM 长度160MM            | A25101112\$<br>A25101132\$ A25101162      | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63164 | 连接杆    | \$直径 5.5MM 长度110MM \$直径 5.5MM 长度130MM \$直径 5.5MM 长度160MM            | A25101112\$<br>A25101132\$ A25101162      | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63165 | 连接杆    | \$直径 5.5MM 长度220MM \$直径 5.5MM 长度440MM                               | A25101222\$ A25101442                     | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63166 | 预弯曲连接杆 | \$直径 5.5MM 长度40MM \$直径 5.5MM 长度50MM \$直径 5.5MM 长度60MM \$直径 5.5MM 长度 | A25102041\$<br>A25102051\$<br>A25102061\$ | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63167 | 预弯曲连接杆 | \$直径 5.5MM 长度40MM \$直径 5.5MM 长度50MM \$直径 5.5MM 长度60MM \$直径 5.5MM 长度 | A25102041\$<br>A25102051\$<br>A25102061\$ | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63168 | 预弯曲连接杆 | \$直径 5.5MM 长度40MM \$直径 5.5MM 长度50MM \$直径 5.5MM 长度60MM \$直径 5.5MM 长度 | A25102041\$<br>A25102051\$<br>A25102061\$ | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63169 | 预弯曲连接杆 | \$直径 5.5MM 长度40MM \$直径 5.5MM 长度50MM \$直径 5.5MM 长度60MM \$直径 5.5MM 长度 | A25102041\$<br>A25102051\$<br>A25102061\$ | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63170 | 锁定螺丝   |                                                                     | A2511001                                  | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63171 | 锁定螺丝   |                                                                     | A2511001                                  | 法国 Euros S. A. S. |      |



| 流水号     | 产品名称  | 产品规格                                                                         | 产品型号                                      | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|-------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------|
| JC63172 | 锁定螺丝  |                                                                              | A2511001                                  | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63173 | 锁定螺丝  |                                                                              | A2511001                                  | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63174 | 锁定螺丝  |                                                                              | A2511001                                  | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63175 | 锁定螺丝  |                                                                              | A2511001                                  | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63176 | 锁定螺丝  |                                                                              | A2511001                                  | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63177 | 锁定螺丝  |                                                                              | A2511001                                  | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63178 | 锁定螺丝  |                                                                              | A2511001                                  | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63179 | 锁定螺丝  |                                                                              | A2511001                                  | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63180 | 锁定螺丝  |                                                                              | A2511001                                  | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63181 | 椎弓根螺钉 | 直径4. 35MM长度25MM\$直径<br>4. 35MM长度30MM\$直径4. 35MM长<br>度35MM\$直径5. 0MM长度35MM\$直 | A25111251\$<br>A25111301\$<br>A25111351\$ | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63182 | 椎弓根螺钉 | 直径4. 35MM长度25MM\$直径<br>4. 35MM长度30MM\$直径4. 35MM长<br>度35MM\$直径5. 0MM长度35MM\$直 | A25111251\$<br>A25111301\$<br>A25111351\$ | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63183 | 椎弓根螺钉 | 直径4. 35MM长度25MM\$直径<br>4. 35MM长度30MM\$直径4. 35MM长<br>度35MM\$直径5. 0MM长度35MM\$直 | A25111251\$<br>A25111301\$<br>A25111351\$ | 法国 Euros S. A. S. |      |

| 流水号     | 产品名称  | 产品规格                                                                     | 产品型号                                                | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC63184 | 椎弓根螺钉 | 直径4.35MM长度25MM\$直径<br>4.35MM长度30MM\$直径4.35MM长<br>度35MM\$直径5.0MM长度35MM\$直 | A25111251\$<br>A25111301\$<br>A25111351\$           | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63185 | 椎弓根螺钉 | 直径4.35MM长度25MM\$直径<br>4.35MM长度30MM\$直径4.35MM长<br>度35MM\$直径5.0MM长度35MM\$直 | A25111251\$<br>A25111301\$<br>A25111351\$           | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63186 | 椎弓根螺钉 | 直径4.35MM长度25MM\$直径<br>4.35MM长度30MM\$直径4.35MM长<br>度35MM\$直径5.0MM长度35MM\$直 | A25111251\$<br>A25111301\$<br>A25111351\$           | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63187 | 椎弓根螺钉 | 直径4.35MM长度25MM\$直径<br>4.35MM长度30MM\$直径4.35MM长<br>度35MM\$直径5.0MM长度35MM\$直 | A25111251\$<br>A25111301\$<br>A25111351\$           | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63188 | 椎弓根螺钉 | 直径4.35MM长度25MM\$直径<br>4.35MM长度30MM\$直径4.35MM长<br>度35MM\$直径5.0MM长度35MM\$直 | A25111251\$<br>A25111301\$<br>A25111351\$           | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63189 | 椎弓根螺钉 | 直径4.35MM长度25MM\$直径<br>4.35MM长度30MM\$直径4.35MM长<br>度35MM\$直径5.0MM长度35MM\$直 | A25111251\$<br>A25111301\$<br>A25111351\$           | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63190 | 椎弓根螺钉 | 直径4.35MM长度25MM\$直径<br>4.35MM长度30MM\$直径4.35MM长<br>度35MM\$直径5.0MM长度35MM\$直 | A25111251\$<br>A25111301\$<br>A25111351\$           | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63191 | 椎弓根螺钉 | 直径4.35MM长度25MM\$直径<br>4.35MM长度30MM\$直径4.35MM长<br>度35MM\$直径5.0MM长度35MM\$直 | A25111251\$<br>A25111301\$<br>A25111351\$           | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63192 | 椎弓根螺钉 | 直径6.0MM长度40MM \$直径6.0MM<br>长度45MM\$直径6.5MM长度40MM\$<br>直径6.5MM 长度45MM     | A25123401\$<br>A25123451\$<br>A25124401\$ A25124451 | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63193 | 椎弓根螺钉 | 直径6.0MM长度40MM \$直径6.0MM<br>长度45MM\$直径6.5MM长度40MM\$<br>直径6.5MM 长度45MM     | A25123401\$<br>A25123451\$<br>A25124401\$ A25124451 | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63194 | 椎弓根螺钉 | 直径6.0MM长度40MM \$直径6.0MM<br>长度45MM\$直径6.5MM长度40MM\$<br>直径6.5MM 长度45MM     | A25123401\$<br>A25123451\$<br>A25124401\$ A25124451 | 法国 Euros S. A. S. |      |
| JC63195 | 椎弓根螺钉 | 直径6.0MM长度40MM \$直径6.0MM<br>长度45MM\$直径6.5MM长度40MM\$<br>直径6.5MM 长度45MM     | A25123401\$<br>A25123451\$<br>A25124401\$ A25124451 | 法国 Euros S. A. S. |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格                                                           | 产品型号                                                 | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| JC63196 | 横向连接器  | \$长度 35.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 46.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 | A2514031\$ A2514041\$ A2514061\$ A2514071\$ A2514081 | 法国 Euros S. A. S.            |      |
| JC63197 | 横向连接器  | \$长度 35.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 46.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 | A2514031\$ A2514041\$ A2514061\$ A2514071\$ A2514081 | 法国 Euros S. A. S.            |      |
| JC63198 | 横向连接器  | \$长度 35.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 46.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 | A2514031\$ A2514041\$ A2514061\$ A2514071\$ A2514081 | 法国 Euros S. A. S.            |      |
| JC63199 | 横向连接器  | \$长度 35.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 46.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 | A2514031\$ A2514041\$ A2514061\$ A2514071\$ A2514081 | 法国 Euros S. A. S.            |      |
| JC63200 | 横向连接器  | \$长度 35.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 46.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 | A2514031\$ A2514041\$ A2514061\$ A2514071\$ A2514081 | 法国 Euros S. A. S.            |      |
| JC63201 | 横向连接器  | \$长度 35.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 46.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 | A2514031\$ A2514041\$ A2514061\$ A2514071\$ A2514081 | 法国 Euros S. A. S.            |      |
| JC63202 | 横向连接器  | \$长度 35.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 46.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 | A2514031\$ A2514041\$ A2514061\$ A2514071\$ A2514081 | 法国 Euros S. A. S.            |      |
| JC63203 | 横向连接器  | \$长度 35.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 46.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 | A2514031\$ A2514041\$ A2514061\$ A2514071\$ A2514081 | 法国 Euros S. A. S.            |      |
| JC63204 | 横向连接器  | \$长度 35.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 46.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 | A2514031\$ A2514041\$ A2514061\$ A2514071\$ A2514081 | 法国 Euros S. A. S.            |      |
| JC63205 | 横向连接器  | \$长度 35.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 46.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 | A2514031\$ A2514041\$ A2514061\$ A2514071\$ A2514081 | 法国 Euros S. A. S.            |      |
| JC63206 | 横向连接器  | \$长度 35.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 46.2MM 宽度9.2MM 高度14.5MM \$长度 | A2514031\$ A2514041\$ A2514061\$ A2514071\$ A2514081 | 法国 Euros S. A. S.            |      |
| JC63207 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板                                                         | 71-2622                                              | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格   | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------|--------|---------|------------------------------|------|
| JC63208 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63209 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63210 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63211 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63212 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63213 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63214 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63215 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63216 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63217 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63218 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63219 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格   | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------|--------|---------|------------------------------|------|
| JC63220 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63221 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63222 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63223 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63224 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63225 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63226 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63227 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63228 | 4孔，方形板 | 4孔，方形板 | 71-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63229 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63230 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63231 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格   | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------|--------|---------|------------------------------|------|
| JC63232 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63233 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63234 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63235 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63236 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63237 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63238 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63239 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63240 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63241 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63242 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63243 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格   | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------|--------|---------|------------------------------|------|
| JC63244 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63245 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63246 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63247 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63248 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63249 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63250 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63251 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63252 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63253 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 71-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63254 | 4孔，剑型板 | 4孔，剑型板 | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63255 | 4孔，剑型板 | 4孔，剑型板 | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格   | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------|--------|---------|------------------------------|------|
| JC63256 | 4孔，剑型板 | 4孔，剑型板 | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63257 | 4孔，剑型板 | 4孔，剑型板 | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63258 | 4孔，剑型板 | 4孔，剑型板 | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63259 | 4孔，剑型板 | 4孔，剑型板 | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63260 | 4孔，剑型板 | 4孔，剑型板 | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63261 | 4孔，剑型板 | 4孔，剑型板 | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63262 | 4孔，剑型板 | 4孔，剑型板 | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63263 | 4孔，剑型板 | 4孔，剑型板 | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63264 | 4孔，剑型板 | 4孔，剑型板 | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63265 | 4孔，剑型板 | 4孔，剑型板 | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63266 | 4孔，剑型板 | 4孔，剑型板 | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63267 | 4孔，剑型板 | 4孔，剑型板 | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |



| 流水号     | 产品名称    | 产品规格    | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|---------|---------|---------|------------------------------|------|
| JC63268 | 4孔，剑型板  | 4孔，剑型板  | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63269 | 4孔，剑型板  | 4孔，剑型板  | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63270 | 4孔，剑型板  | 4孔，剑型板  | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63271 | 4孔，剑型板  | 4孔，剑型板  | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63272 | 4孔，剑型板  | 4孔，剑型板  | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63273 | 4孔，剑型板  | 4孔，剑型板  | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63274 | 4孔，剑型板  | 4孔，剑型板  | 71-2625 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63275 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63276 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63277 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63278 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63279 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格    | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|---------|---------|---------|------------------------------|------|
| JC63280 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63281 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63282 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63283 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63284 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63285 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63286 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63287 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63288 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63289 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63290 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63291 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称     | 产品规格     | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|----------|----------|---------|------------------------------|------|
| JC63292 | 12孔，梯形板  | 12孔，梯形板  | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63293 | 12孔，梯形板  | 12孔，梯形板  | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63294 | 12孔，梯形板  | 12孔，梯形板  | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63295 | 12孔，梯形板  | 12孔，梯形板  | 71-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63296 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 71-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63297 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 71-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63298 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 71-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63299 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 71-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63300 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 71-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63301 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 71-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63302 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 71-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63303 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 71-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称     | 产品规格     | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|----------|----------|---------|------------------------------|------|
| JC63304 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 71-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63305 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 71-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63306 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 71-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63307 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 71-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63308 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 71-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63309 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 71-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63310 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 71-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63311 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 71-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63312 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 71-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63313 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 71-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63314 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 71-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63315 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 71-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格   | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------|--------|---------|------------------------------|------|
| JC63316 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 71-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63317 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 71-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63318 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 71-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63319 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 71-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63320 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 71-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63321 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 71-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63322 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 71-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63323 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 71-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63324 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 71-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63325 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 71-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63326 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 71-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63327 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 71-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格   | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------|--------|---------|------------------------------|------|
| JC63328 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 71-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63329 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 71-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63330 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 71-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63331 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 71-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63332 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 71-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63333 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 71-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63334 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 71-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63335 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 71-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63336 | 4孔，L型板 | 4孔，L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63337 | 4孔，L型板 | 4孔，L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63338 | 4孔，L型板 | 4孔，L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63339 | 4孔，L型板 | 4孔，L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格    | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|---------|---------|---------|------------------------------|------|
| JC63340 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63341 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63342 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63343 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63344 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63345 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63346 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63347 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63348 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63349 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63350 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63351 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格    | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|---------|---------|---------|------------------------------|------|
| JC63352 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63353 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63354 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63355 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63356 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63357 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 71-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63358 | 5孔, T型板 | 5孔, T型板 | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63359 | 5孔, T型板 | 5孔, T型板 | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63360 | 5孔, T型板 | 5孔, T型板 | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63361 | 5孔, T型板 | 5孔, T型板 | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63362 | 5孔, T型板 | 5孔, T型板 | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63363 | 5孔, T型板 | 5孔, T型板 | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |



| 流水号     | 产品名称   | 产品规格   | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------|--------|---------|------------------------------|------|
| JC63364 | 5孔，T型板 | 5孔，T型板 | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63365 | 5孔，T型板 | 5孔，T型板 | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63366 | 5孔，T型板 | 5孔，T型板 | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63367 | 5孔，T型板 | 5孔，T型板 | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63368 | 5孔，T型板 | 5孔，T型板 | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63369 | 5孔，T型板 | 5孔，T型板 | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63370 | 5孔，T型板 | 5孔，T型板 | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63371 | 5孔，T型板 | 5孔，T型板 | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63372 | 5孔，T型板 | 5孔，T型板 | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63373 | 5孔，T型板 | 5孔，T型板 | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63374 | 5孔，T型板 | 5孔，T型板 | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63375 | 5孔，T型板 | 5孔，T型板 | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格              | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|-------------------|-------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63376 | 5孔, T型板           | 5孔, T型板           | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63377 | 5孔, T型板           | 5孔, T型板           | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63378 | 5孔, T型板           | 5孔, T型板           | 71-2648 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63379 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2708 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2708 | 71-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63380 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2708 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2708 | 71-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63381 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2708 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2708 | 71-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63382 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2708 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2708 | 71-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63383 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2708 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2708 | 71-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63384 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2708 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2708 | 71-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63385 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2708 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2708 | 71-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63386 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2708 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2708 | 71-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63387 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2708 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2708 | 71-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格              | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|-------------------|-------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63388 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2710 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2710 | 71-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63389 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2710 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2710 | 71-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63390 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2710 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2710 | 71-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63391 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2710 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2710 | 71-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63392 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2710 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2710 | 71-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63393 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2710 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2710 | 71-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63394 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2710 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2710 | 71-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63395 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2710 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2710 | 71-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63396 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2710 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2710 | 71-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63397 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2712 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2712 | 71-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63398 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2712 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2712 | 71-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63399 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2712 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2712 | 71-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格              | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|-------------------|-------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63400 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2712 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2712 | 71-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63401 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2712 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2712 | 71-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63402 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2712 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2712 | 71-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63403 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2712 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2712 | 71-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63404 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2712 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2712 | 71-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63405 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2712 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2712 | 71-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63406 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2714 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2714 | 71-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63407 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2714 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2714 | 71-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63408 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2714 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2714 | 71-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63409 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2714 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2714 | 71-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63410 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2714 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2714 | 71-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63411 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2714 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2714 | 71-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格              | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|-------------------|-------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63412 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2714 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2714 | 71-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63413 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2714 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2714 | 71-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63414 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2714 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2714 | 71-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63415 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2716 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2716 | 71-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63416 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2716 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2716 | 71-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63417 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2716 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2716 | 71-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63418 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2716 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2716 | 71-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63419 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2716 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2716 | 71-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63420 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2716 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2716 | 71-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63421 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2716 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2716 | 71-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63422 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2716 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2716 | 71-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63423 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2716 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-2716 | 71-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格              | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|-------------------|-------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63424 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6408 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6408 | 71-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63425 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6408 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6408 | 71-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63426 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6408 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6408 | 71-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63427 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6408 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6408 | 71-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63428 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6408 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6408 | 71-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63429 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6408 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6408 | 71-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63430 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6408 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6408 | 71-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63431 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6408 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6408 | 71-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63432 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6408 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6408 | 71-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63433 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6408 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6408 | 71-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63434 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6410 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6410 | 71-6410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63435 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6410 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6410 | 71-6410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格              | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|-------------------|-------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63436 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6410 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6410 | 71-6410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63437 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6410 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6410 | 71-6410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63438 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6410 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6410 | 71-6410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63439 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6410 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6410 | 71-6410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63440 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6410 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6410 | 71-6410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63441 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6410 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6410 | 71-6410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63442 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6410 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6410 | 71-6410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63443 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6410 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6410 | 71-6410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63444 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6412 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6412 | 71-6412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63445 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6412 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6412 | 71-6412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63446 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6412 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6412 | 71-6412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63447 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6412 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6412 | 71-6412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格              | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|-------------------|-------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63448 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6412 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6412 | 71-6412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63449 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6412 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6412 | 71-6412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63450 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6412 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6412 | 71-6412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63451 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6412 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6412 | 71-6412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63452 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6412 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6412 | 71-6412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63453 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6412 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6412 | 71-6412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63454 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6414 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6414 | 71-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63455 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6414 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6414 | 71-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63456 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6414 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6414 | 71-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63457 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6414 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6414 | 71-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63458 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6414 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6414 | 71-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63459 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6414 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6414 | 71-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |



| 流水号     | 产品名称              | 产品规格              | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|-------------------|-------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63460 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6414 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6414 | 71-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63461 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6414 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6414 | 71-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63462 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6414 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6414 | 71-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63463 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6414 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6414 | 71-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63464 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6416 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6416 | 71-6416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63465 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6416 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6416 | 71-6416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63466 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6416 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6416 | 71-6416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63467 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6416 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6416 | 71-6416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63468 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6416 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6416 | 71-6416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63469 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6416 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6416 | 71-6416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63470 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6416 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6416 | 71-6416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63471 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6416 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6416 | 71-6416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格                   | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|-------------------|------------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63472 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6416 | 自攻型胸骨螺丝 / 71-6416      | 71-6416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63473 | 8孔, 直型板           | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63474 | 8孔, 直型板           | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63475 | 8孔, 直型板           | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63476 | 8孔, 直型板           | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63477 | 8孔, 直型板           | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63478 | 8孔, 直型板           | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63479 | 8孔, 直型板           | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63480 | 8孔, 直型板           | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63481 | 8孔, 直型板           | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63482 | 8孔, 直型板           | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63483 | 8孔, 直型板           | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格                   | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|---------|------------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63484 | 8孔, 直型板 | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63485 | 8孔, 直型板 | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63486 | 8孔, 直型板 | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63487 | 8孔, 直型板 | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63488 | 8孔, 直型板 | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63489 | 8孔, 直型板 | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63490 | 8孔, 直型板 | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63491 | 8孔, 直型板 | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63492 | 8孔, 直型板 | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63493 | 8孔, 直型板 | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63494 | 8孔, 直型板 | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63495 | 8孔, 直型板 | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                   | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|----------------|------------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63496 | 8孔, 直型板        | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63497 | 8孔, 直型板        | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63498 | 8孔, 直型板        | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63499 | 8孔, 直型板        | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63500 | 8孔, 直型板        | 8孔, 直型板 / 6.0mm*69.1mm | 73-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63501 | 松质螺丝 / 73-2408 | 松质螺丝 / 73-2408         | 73-2408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63502 | 松质螺丝 / 73-2408 | 松质螺丝 / 73-2408         | 73-2408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63503 | 松质螺丝 / 73-2408 | 松质螺丝 / 73-2408         | 73-2408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63504 | 松质螺丝 / 73-2408 | 松质螺丝 / 73-2408         | 73-2408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63505 | 松质螺丝 / 73-2408 | 松质螺丝 / 73-2408         | 73-2408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63506 | 松质螺丝 / 73-2408 | 松质螺丝 / 73-2408         | 73-2408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63507 | 松质螺丝 / 73-2408 | 松质螺丝 / 73-2408         | 73-2408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格           | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------------------|------|
| JC63508 | 松质螺丝 / 73-2408 | 松质螺丝 / 73-2408 | 73-2408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63509 | 松质螺丝 / 73-2410 | 松质螺丝 / 73-2410 | 73-2410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63510 | 松质螺丝 / 73-2410 | 松质螺丝 / 73-2410 | 73-2410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63511 | 松质螺丝 / 73-2410 | 松质螺丝 / 73-2410 | 73-2410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63512 | 松质螺丝 / 73-2410 | 松质螺丝 / 73-2410 | 73-2410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63513 | 松质螺丝 / 73-2410 | 松质螺丝 / 73-2410 | 73-2410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63514 | 松质螺丝 / 73-2410 | 松质螺丝 / 73-2410 | 73-2410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63515 | 松质螺丝 / 73-2410 | 松质螺丝 / 73-2410 | 73-2410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63516 | 松质螺丝 / 73-2410 | 松质螺丝 / 73-2410 | 73-2410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63517 | 松质螺丝 / 73-2412 | 松质螺丝 / 73-2412 | 73-2412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63518 | 松质螺丝 / 73-2412 | 松质螺丝 / 73-2412 | 73-2412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63519 | 松质螺丝 / 73-2412 | 松质螺丝 / 73-2412 | 73-2412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格           | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------------------|------|
| JC63520 | 松质螺丝 / 73-2412 | 松质螺丝 / 73-2412 | 73-2412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63521 | 松质螺丝 / 73-2412 | 松质螺丝 / 73-2412 | 73-2412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63522 | 松质螺丝 / 73-2412 | 松质螺丝 / 73-2412 | 73-2412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63523 | 松质螺丝 / 73-2412 | 松质螺丝 / 73-2412 | 73-2412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63524 | 松质螺丝 / 73-2412 | 松质螺丝 / 73-2412 | 73-2412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63525 | 松质螺丝 / 73-2414 | 松质螺丝 / 73-2414 | 73-2414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63526 | 松质螺丝 / 73-2414 | 松质螺丝 / 73-2414 | 73-2414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63527 | 松质螺丝 / 73-2414 | 松质螺丝 / 73-2414 | 73-2414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63528 | 松质螺丝 / 73-2414 | 松质螺丝 / 73-2414 | 73-2414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63529 | 松质螺丝 / 73-2414 | 松质螺丝 / 73-2414 | 73-2414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63530 | 松质螺丝 / 73-2414 | 松质螺丝 / 73-2414 | 73-2414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63531 | 松质螺丝 / 73-2414 | 松质螺丝 / 73-2414 | 73-2414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格           | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------------------|------|
| JC63532 | 松质螺丝 / 73-2414 | 松质螺丝 / 73-2414 | 73-2414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63533 | 松质螺丝 / 73-2416 | 松质螺丝 / 73-2416 | 73-2416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63534 | 松质螺丝 / 73-2416 | 松质螺丝 / 73-2416 | 73-2416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63535 | 松质螺丝 / 73-2416 | 松质螺丝 / 73-2416 | 73-2416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63536 | 松质螺丝 / 73-2416 | 松质螺丝 / 73-2416 | 73-2416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63537 | 松质螺丝 / 73-2416 | 松质螺丝 / 73-2416 | 73-2416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63538 | 松质螺丝 / 73-2416 | 松质螺丝 / 73-2416 | 73-2416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63539 | 松质螺丝 / 73-2416 | 松质螺丝 / 73-2416 | 73-2416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63540 | 松质螺丝 / 73-2416 | 松质螺丝 / 73-2416 | 73-2416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63541 | 松质螺丝 / 73-2418 | 松质螺丝 / 73-2418 | 73-2418 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63542 | 松质螺丝 / 73-2418 | 松质螺丝 / 73-2418 | 73-2418 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63543 | 松质螺丝 / 73-2418 | 松质螺丝 / 73-2418 | 73-2418 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格           | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------------------|------|
| JC63544 | 松质螺丝 / 73-2418 | 松质螺丝 / 73-2418 | 73-2418 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63545 | 松质螺丝 / 73-2418 | 松质螺丝 / 73-2418 | 73-2418 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63546 | 松质螺丝 / 73-2418 | 松质螺丝 / 73-2418 | 73-2418 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63547 | 松质螺丝 / 73-2418 | 松质螺丝 / 73-2418 | 73-2418 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63548 | 松质螺丝 / 73-2418 | 松质螺丝 / 73-2418 | 73-2418 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63549 | 松质螺丝 / 73-2420 | 松质螺丝 / 73-2420 | 73-2420 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63550 | 松质螺丝 / 73-2420 | 松质螺丝 / 73-2420 | 73-2420 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63551 | 松质螺丝 / 73-2420 | 松质螺丝 / 73-2420 | 73-2420 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63552 | 松质螺丝 / 73-2420 | 松质螺丝 / 73-2420 | 73-2420 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63553 | 松质螺丝 / 73-2420 | 松质螺丝 / 73-2420 | 73-2420 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63554 | 松质螺丝 / 73-2420 | 松质螺丝 / 73-2420 | 73-2420 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63555 | 松质螺丝 / 73-2420 | 松质螺丝 / 73-2420 | 73-2420 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |



| 流水号     | 产品名称           | 产品规格           | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------------------|------|
| JC63556 | 松质螺丝 / 73-2420 | 松质螺丝 / 73-2420 | 73-2420 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63557 | 4孔, 正方型板       | 4孔, 正方型板       | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63558 | 4孔, 正方型板       | 4孔, 正方型板       | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63559 | 4孔, 正方型板       | 4孔, 正方型板       | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63560 | 4孔, 正方型板       | 4孔, 正方型板       | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63561 | 4孔, 正方型板       | 4孔, 正方型板       | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63562 | 4孔, 正方型板       | 4孔, 正方型板       | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63563 | 4孔, 正方型板       | 4孔, 正方型板       | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63564 | 4孔, 正方型板       | 4孔, 正方型板       | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63565 | 4孔, 正方型板       | 4孔, 正方型板       | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63566 | 4孔, 正方型板       | 4孔, 正方型板       | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63567 | 4孔, 正方型板       | 4孔, 正方型板       | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格    | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|---------|---------|---------|------------------------------|------|
| JC63568 | 4孔，正方型板 | 4孔，正方型板 | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63569 | 4孔，正方型板 | 4孔，正方型板 | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63570 | 4孔，正方型板 | 4孔，正方型板 | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63571 | 4孔，正方型板 | 4孔，正方型板 | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63572 | 4孔，正方型板 | 4孔，正方型板 | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63573 | 4孔，正方型板 | 4孔，正方型板 | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63574 | 4孔，正方型板 | 4孔，正方型板 | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63575 | 4孔，正方型板 | 4孔，正方型板 | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63576 | 4孔，正方型板 | 4孔，正方型板 | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63577 | 4孔，正方型板 | 4孔，正方型板 | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63578 | 4孔，正方型板 | 4孔，正方型板 | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63579 | 4孔，正方型板 | 4孔，正方型板 | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格    | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|---------|---------|---------|------------------------------|------|
| JC63580 | 4孔，正方型板 | 4孔，正方型板 | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63581 | 4孔，正方型板 | 4孔，正方型板 | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63582 | 4孔，正方型板 | 4孔，正方型板 | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63583 | 4孔，正方型板 | 4孔，正方型板 | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63584 | 4孔，正方型板 | 4孔，正方型板 | 73-2622 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63585 | 8孔，X型板  | 8孔，X型板  | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63586 | 8孔，X型板  | 8孔，X型板  | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63587 | 8孔，X型板  | 8孔，X型板  | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63588 | 8孔，X型板  | 8孔，X型板  | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63589 | 8孔，X型板  | 8孔，X型板  | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63590 | 8孔，X型板  | 8孔，X型板  | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63591 | 8孔，X型板  | 8孔，X型板  | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格   | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------|--------|---------|------------------------------|------|
| JC63592 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63593 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63594 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63595 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63596 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63597 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63598 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63599 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63600 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63601 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63602 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63603 | 8孔，X型板 | 8孔，X型板 | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格    | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|---------|---------|---------|------------------------------|------|
| JC63604 | 8孔，X型板  | 8孔，X型板  | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63605 | 8孔，X型板  | 8孔，X型板  | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63606 | 8孔，X型板  | 8孔，X型板  | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63607 | 8孔，X型板  | 8孔，X型板  | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63608 | 8孔，X型板  | 8孔，X型板  | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63609 | 8孔，X型板  | 8孔，X型板  | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63610 | 8孔，X型板  | 8孔，X型板  | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63611 | 8孔，X型板  | 8孔，X型板  | 73-2623 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63612 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63613 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63614 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63615 | 12孔，梯形板 | 12孔，梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称     | 产品规格     | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|----------|----------|---------|------------------------------|------|
| JC63616 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63617 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63618 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63619 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63620 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63621 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63622 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63623 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63624 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63625 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63626 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63627 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称     | 产品规格     | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|----------|----------|---------|------------------------------|------|
| JC63628 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63629 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63630 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63631 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63632 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63633 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63634 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63635 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63636 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63637 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63638 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63639 | 12孔, 梯形板 | 12孔, 梯形板 | 73-2632 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称     | 产品规格     | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|----------|----------|---------|------------------------------|------|
| JC63640 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63641 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63642 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63643 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63644 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63645 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63646 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63647 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63648 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63649 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63650 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63651 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |



| 流水号     | 产品名称     | 产品规格     | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|----------|----------|---------|------------------------------|------|
| JC63652 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63653 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63654 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63655 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63656 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63657 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63658 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63659 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63660 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63661 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63662 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63663 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称     | 产品规格     | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|----------|----------|---------|------------------------------|------|
| JC63664 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63665 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63666 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63667 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63668 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63669 | 12孔，宽梯形板 | 12孔，宽梯形板 | 73-2634 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63670 | 4孔，直型板   | 4孔，直型板   | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63671 | 4孔，直型板   | 4孔，直型板   | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63672 | 4孔，直型板   | 4孔，直型板   | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63673 | 4孔，直型板   | 4孔，直型板   | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63674 | 4孔，直型板   | 4孔，直型板   | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63675 | 4孔，直型板   | 4孔，直型板   | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格   | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------|--------|---------|------------------------------|------|
| JC63676 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63677 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63678 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63679 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63680 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63681 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63682 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63683 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63684 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63685 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63686 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63687 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格   | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------|--------|---------|------------------------------|------|
| JC63688 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63689 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63690 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63691 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63692 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63693 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63694 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63695 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63696 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63697 | 4孔，直型板 | 4孔，直型板 | 73-2636 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63698 | 4孔，L型板 | 4孔，L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63699 | 4孔，L型板 | 4孔，L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格    | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|---------|---------|---------|------------------------------|------|
| JC63700 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63701 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63702 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63703 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63704 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63705 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63706 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63707 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63708 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63709 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63710 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63711 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格    | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|---------|---------|---------|------------------------------|------|
| JC63712 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63713 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63714 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63715 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63716 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63717 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63718 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63719 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63720 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63721 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63722 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63723 | 4孔, L型板 | 4孔, L型板 | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称     | 产品规格     | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|----------|----------|---------|------------------------------|------|
| JC63724 | 4孔, L型板  | 4孔, L型板  | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63725 | 4孔, L型板  | 4孔, L型板  | 73-2643 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63726 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63727 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63728 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63729 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63730 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63731 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63732 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63733 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63734 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63735 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称     | 产品规格     | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|----------|----------|---------|------------------------------|------|
| JC63736 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63737 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63738 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63739 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63740 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63741 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63742 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63743 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63744 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63745 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63746 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63747 | 8孔, JL型板 | 8孔, JL型板 | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |



| 流水号     | 产品名称           | 产品规格           | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------------------|------|
| JC63748 | 8孔, JL型板       | 8孔, JL型板       | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63749 | 8孔, JL型板       | 8孔, JL型板       | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63750 | 8孔, JL型板       | 8孔, JL型板       | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63751 | 8孔, JL型板       | 8孔, JL型板       | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63752 | 8孔, JL型板       | 8孔, JL型板       | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63753 | 8孔, JL型板       | 8孔, JL型板       | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63754 | 8孔, JL型板       | 8孔, JL型板       | 73-2645 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63755 | 松质螺丝 / 73-2708 | 松质螺丝 / 73-2708 | 73-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63756 | 松质螺丝 / 73-2708 | 松质螺丝 / 73-2708 | 73-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63757 | 松质螺丝 / 73-2708 | 松质螺丝 / 73-2708 | 73-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63758 | 松质螺丝 / 73-2708 | 松质螺丝 / 73-2708 | 73-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63759 | 松质螺丝 / 73-2708 | 松质螺丝 / 73-2708 | 73-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格           | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------------------|------|
| JC63760 | 松质螺丝 / 73-2708 | 松质螺丝 / 73-2708 | 73-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63761 | 松质螺丝 / 73-2708 | 松质螺丝 / 73-2708 | 73-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63762 | 松质螺丝 / 73-2708 | 松质螺丝 / 73-2708 | 73-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63763 | 松质螺丝 / 73-2710 | 松质螺丝 / 73-2710 | 73-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63764 | 松质螺丝 / 73-2710 | 松质螺丝 / 73-2710 | 73-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63765 | 松质螺丝 / 73-2710 | 松质螺丝 / 73-2710 | 73-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63766 | 松质螺丝 / 73-2710 | 松质螺丝 / 73-2710 | 73-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63767 | 松质螺丝 / 73-2710 | 松质螺丝 / 73-2710 | 73-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63768 | 松质螺丝 / 73-2710 | 松质螺丝 / 73-2710 | 73-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63769 | 松质螺丝 / 73-2710 | 松质螺丝 / 73-2710 | 73-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63770 | 松质螺丝 / 73-2710 | 松质螺丝 / 73-2710 | 73-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63771 | 松质螺丝 / 73-2712 | 松质螺丝 / 73-2712 | 73-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格           | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------------------|------|
| JC63772 | 松质螺丝 / 73-2712 | 松质螺丝 / 73-2712 | 73-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63773 | 松质螺丝 / 73-2712 | 松质螺丝 / 73-2712 | 73-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63774 | 松质螺丝 / 73-2712 | 松质螺丝 / 73-2712 | 73-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63775 | 松质螺丝 / 73-2712 | 松质螺丝 / 73-2712 | 73-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63776 | 松质螺丝 / 73-2712 | 松质螺丝 / 73-2712 | 73-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63777 | 松质螺丝 / 73-2712 | 松质螺丝 / 73-2712 | 73-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63778 | 松质螺丝 / 73-2712 | 松质螺丝 / 73-2712 | 73-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63779 | 松质螺丝 / 73-2714 | 松质螺丝 / 73-2714 | 73-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63780 | 松质螺丝 / 73-2714 | 松质螺丝 / 73-2714 | 73-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63781 | 松质螺丝 / 73-2714 | 松质螺丝 / 73-2714 | 73-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63782 | 松质螺丝 / 73-2714 | 松质螺丝 / 73-2714 | 73-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63783 | 松质螺丝 / 73-2714 | 松质螺丝 / 73-2714 | 73-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格           | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------------------|------|
| JC63784 | 松质螺丝 / 73-2714 | 松质螺丝 / 73-2714 | 73-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63785 | 松质螺丝 / 73-2714 | 松质螺丝 / 73-2714 | 73-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63786 | 松质螺丝 / 73-2716 | 松质螺丝 / 73-2716 | 73-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63787 | 松质螺丝 / 73-2716 | 松质螺丝 / 73-2716 | 73-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63788 | 松质螺丝 / 73-2716 | 松质螺丝 / 73-2716 | 73-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63789 | 松质螺丝 / 73-2716 | 松质螺丝 / 73-2716 | 73-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63790 | 松质螺丝 / 73-2716 | 松质螺丝 / 73-2716 | 73-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63791 | 松质螺丝 / 73-2716 | 松质螺丝 / 73-2716 | 73-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63792 | 松质螺丝 / 73-2716 | 松质螺丝 / 73-2716 | 73-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63793 | 松质螺丝 / 73-2716 | 松质螺丝 / 73-2716 | 73-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63794 | 松质螺丝 / 73-2718 | 松质螺丝 / 73-2718 | 73-2718 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63795 | 松质螺丝 / 73-2718 | 松质螺丝 / 73-2718 | 73-2718 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格           | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|----------------|----------------|---------|------------------------------|------|
| JC63796 | 松质螺丝 / 73-2718 | 松质螺丝 / 73-2718 | 73-2718 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63797 | 松质螺丝 / 73-2718 | 松质螺丝 / 73-2718 | 73-2718 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63798 | 松质螺丝 / 73-2718 | 松质螺丝 / 73-2718 | 73-2718 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63799 | 松质螺丝 / 73-2718 | 松质螺丝 / 73-2718 | 73-2718 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63800 | 松质螺丝 / 73-2718 | 松质螺丝 / 73-2718 | 73-2718 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63801 | 松质螺丝 / 73-2718 | 松质螺丝 / 73-2718 | 73-2718 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63802 | 松质螺丝 / 73-2720 | 松质螺丝 / 73-2720 | 73-2720 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63803 | 松质螺丝 / 73-2720 | 松质螺丝 / 73-2720 | 73-2720 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63804 | 松质螺丝 / 73-2720 | 松质螺丝 / 73-2720 | 73-2720 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63805 | 松质螺丝 / 73-2720 | 松质螺丝 / 73-2720 | 73-2720 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63806 | 松质螺丝 / 73-2720 | 松质螺丝 / 73-2720 | 73-2720 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63807 | 松质螺丝 / 73-2720 | 松质螺丝 / 73-2720 | 73-2720 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格               | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------------------|--------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63808 | 松质螺丝 / 73-2720     | 松质螺丝 / 73-2720     | 73-2720 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63809 | 松质螺丝 / 73-2720     | 松质螺丝 / 73-2720     | 73-2720 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63810 | 松质螺丝5只包装 / 73-5408 | 松质螺丝5只包装 / 73-5408 | 73-5408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63811 | 松质螺丝5只包装 / 73-5408 | 松质螺丝5只包装 / 73-5408 | 73-5408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63812 | 松质螺丝5只包装 / 73-5408 | 松质螺丝5只包装 / 73-5408 | 73-5408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63813 | 松质螺丝5只包装 / 73-5408 | 松质螺丝5只包装 / 73-5408 | 73-5408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63814 | 松质螺丝5只包装 / 73-5408 | 松质螺丝5只包装 / 73-5408 | 73-5408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63815 | 松质螺丝5只包装 / 73-5408 | 松质螺丝5只包装 / 73-5408 | 73-5408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63816 | 松质螺丝5只包装 / 73-5408 | 松质螺丝5只包装 / 73-5408 | 73-5408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63817 | 松质螺丝5只包装 / 73-5408 | 松质螺丝5只包装 / 73-5408 | 73-5408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63818 | 松质螺丝5只包装 / 73-5410 | 松质螺丝5只包装 / 73-5410 | 73-5410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63819 | 松质螺丝5只包装 / 73-5410 | 松质螺丝5只包装 / 73-5410 | 73-5410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格               | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------------------|--------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63820 | 松质螺丝5只包装 / 73-5410 | 松质螺丝5只包装 / 73-5410 | 73-5410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63821 | 松质螺丝5只包装 / 73-5410 | 松质螺丝5只包装 / 73-5410 | 73-5410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63822 | 松质螺丝5只包装 / 73-5410 | 松质螺丝5只包装 / 73-5410 | 73-5410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63823 | 松质螺丝5只包装 / 73-5410 | 松质螺丝5只包装 / 73-5410 | 73-5410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63824 | 松质螺丝5只包装 / 73-5410 | 松质螺丝5只包装 / 73-5410 | 73-5410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63825 | 松质螺丝5只包装 / 73-5410 | 松质螺丝5只包装 / 73-5410 | 73-5410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63826 | 松质螺丝5只包装 / 73-5410 | 松质螺丝5只包装 / 73-5410 | 73-5410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63827 | 松质螺丝5只包装 / 73-5412 | 松质螺丝5只包装 / 73-5412 | 73-5412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63828 | 松质螺丝5只包装 / 73-5412 | 松质螺丝5只包装 / 73-5412 | 73-5412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63829 | 松质螺丝5只包装 / 73-5412 | 松质螺丝5只包装 / 73-5412 | 73-5412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63830 | 松质螺丝5只包装 / 73-5412 | 松质螺丝5只包装 / 73-5412 | 73-5412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63831 | 松质螺丝5只包装 / 73-5412 | 松质螺丝5只包装 / 73-5412 | 73-5412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格               | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------------------|--------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63832 | 松质螺丝5只包装 / 73-5412 | 松质螺丝5只包装 / 73-5412 | 73-5412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63833 | 松质螺丝5只包装 / 73-5412 | 松质螺丝5只包装 / 73-5412 | 73-5412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63834 | 松质螺丝5只包装 / 73-5412 | 松质螺丝5只包装 / 73-5412 | 73-5412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63835 | 松质螺丝5只包装 / 73-5414 | 松质螺丝5只包装 / 73-5414 | 73-5414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63836 | 松质螺丝5只包装 / 73-5414 | 松质螺丝5只包装 / 73-5414 | 73-5414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63837 | 松质螺丝5只包装 / 73-5414 | 松质螺丝5只包装 / 73-5414 | 73-5414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63838 | 松质螺丝5只包装 / 73-5414 | 松质螺丝5只包装 / 73-5414 | 73-5414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63839 | 松质螺丝5只包装 / 73-5414 | 松质螺丝5只包装 / 73-5414 | 73-5414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63840 | 松质螺丝5只包装 / 73-5414 | 松质螺丝5只包装 / 73-5414 | 73-5414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63841 | 松质螺丝5只包装 / 73-5414 | 松质螺丝5只包装 / 73-5414 | 73-5414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63842 | 松质螺丝5只包装 / 73-5414 | 松质螺丝5只包装 / 73-5414 | 73-5414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63843 | 松质螺丝5只包装 / 73-5416 | 松质螺丝5只包装 / 73-5416 | 73-5416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |



| 流水号     | 产品名称               | 产品规格               | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------------------|--------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63844 | 松质螺丝5只包装 / 73-5416 | 松质螺丝5只包装 / 73-5416 | 73-5416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63845 | 松质螺丝5只包装 / 73-5416 | 松质螺丝5只包装 / 73-5416 | 73-5416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63846 | 松质螺丝5只包装 / 73-5416 | 松质螺丝5只包装 / 73-5416 | 73-5416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63847 | 松质螺丝5只包装 / 73-5416 | 松质螺丝5只包装 / 73-5416 | 73-5416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63848 | 松质螺丝5只包装 / 73-5416 | 松质螺丝5只包装 / 73-5416 | 73-5416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63849 | 松质螺丝5只包装 / 73-5416 | 松质螺丝5只包装 / 73-5416 | 73-5416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63850 | 松质螺丝5只包装 / 73-5416 | 松质螺丝5只包装 / 73-5416 | 73-5416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63851 | 松质螺丝5只包装 / 73-5418 | 松质螺丝5只包装 / 73-5418 | 73-5418 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63852 | 松质螺丝5只包装 / 73-5418 | 松质螺丝5只包装 / 73-5418 | 73-5418 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63853 | 松质螺丝5只包装 / 73-5418 | 松质螺丝5只包装 / 73-5418 | 73-5418 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63854 | 松质螺丝5只包装 / 73-5418 | 松质螺丝5只包装 / 73-5418 | 73-5418 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63855 | 松质螺丝5只包装 / 73-5418 | 松质螺丝5只包装 / 73-5418 | 73-5418 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格               | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------------------|--------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63856 | 松质螺丝5只包装 / 73-5418 | 松质螺丝5只包装 / 73-5418 | 73-5418 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63857 | 松质螺丝5只包装 / 73-5418 | 松质螺丝5只包装 / 73-5418 | 73-5418 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63858 | 松质螺丝5只包装 / 73-5418 | 松质螺丝5只包装 / 73-5418 | 73-5418 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63859 | 松质螺丝5只包装 / 73-5420 | 松质螺丝5只包装 / 73-5420 | 73-5420 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63860 | 松质螺丝5只包装 / 73-5420 | 松质螺丝5只包装 / 73-5420 | 73-5420 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63861 | 松质螺丝5只包装 / 73-5420 | 松质螺丝5只包装 / 73-5420 | 73-5420 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63862 | 松质螺丝5只包装 / 73-5420 | 松质螺丝5只包装 / 73-5420 | 73-5420 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63863 | 松质螺丝5只包装 / 73-5420 | 松质螺丝5只包装 / 73-5420 | 73-5420 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63864 | 松质螺丝5只包装 / 73-5420 | 松质螺丝5只包装 / 73-5420 | 73-5420 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63865 | 松质螺丝5只包装 / 73-5420 | 松质螺丝5只包装 / 73-5420 | 73-5420 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63866 | 松质螺丝5只包装 / 73-5420 | 松质螺丝5只包装 / 73-5420 | 73-5420 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63867 | 松质螺丝5只包装 / 73-5708 | 松质螺丝5只包装 / 73-5708 | 73-5708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格               | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------------------|--------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63868 | 松质螺丝5只包装 / 73-5708 | 松质螺丝5只包装 / 73-5708 | 73-5708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63869 | 松质螺丝5只包装 / 73-5708 | 松质螺丝5只包装 / 73-5708 | 73-5708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63870 | 松质螺丝5只包装 / 73-5708 | 松质螺丝5只包装 / 73-5708 | 73-5708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63871 | 松质螺丝5只包装 / 73-5708 | 松质螺丝5只包装 / 73-5708 | 73-5708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63872 | 松质螺丝5只包装 / 73-5708 | 松质螺丝5只包装 / 73-5708 | 73-5708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63873 | 松质螺丝5只包装 / 73-5708 | 松质螺丝5只包装 / 73-5708 | 73-5708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63874 | 松质螺丝5只包装 / 73-5708 | 松质螺丝5只包装 / 73-5708 | 73-5708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63875 | 松质螺丝5只包装 / 73-5710 | 松质螺丝5只包装 / 73-5710 | 73-5710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63876 | 松质螺丝5只包装 / 73-5710 | 松质螺丝5只包装 / 73-5710 | 73-5710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63877 | 松质螺丝5只包装 / 73-5710 | 松质螺丝5只包装 / 73-5710 | 73-5710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63878 | 松质螺丝5只包装 / 73-5710 | 松质螺丝5只包装 / 73-5710 | 73-5710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63879 | 松质螺丝5只包装 / 73-5710 | 松质螺丝5只包装 / 73-5710 | 73-5710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格               | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------------------|--------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63880 | 松质螺丝5只包装 / 73-5710 | 松质螺丝5只包装 / 73-5710 | 73-5710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63881 | 松质螺丝5只包装 / 73-5710 | 松质螺丝5只包装 / 73-5710 | 73-5710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63882 | 松质螺丝5只包装 / 73-5710 | 松质螺丝5只包装 / 73-5710 | 73-5710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63883 | 松质螺丝5只包装 / 73-5710 | 松质螺丝5只包装 / 73-5710 | 73-5710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63884 | 松质螺丝5只包装 / 73-5710 | 松质螺丝5只包装 / 73-5710 | 73-5710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63885 | 松质螺丝5只包装 / 73-5712 | 松质螺丝5只包装 / 73-5712 | 73-5712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63886 | 松质螺丝5只包装 / 73-5712 | 松质螺丝5只包装 / 73-5712 | 73-5712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63887 | 松质螺丝5只包装 / 73-5712 | 松质螺丝5只包装 / 73-5712 | 73-5712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63888 | 松质螺丝5只包装 / 73-5712 | 松质螺丝5只包装 / 73-5712 | 73-5712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63889 | 松质螺丝5只包装 / 73-5712 | 松质螺丝5只包装 / 73-5712 | 73-5712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63890 | 松质螺丝5只包装 / 73-5712 | 松质螺丝5只包装 / 73-5712 | 73-5712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63891 | 松质螺丝5只包装 / 73-5712 | 松质螺丝5只包装 / 73-5712 | 73-5712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格               | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------------------|--------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63892 | 松质螺丝5只包装 / 73-5712 | 松质螺丝5只包装 / 73-5712 | 73-5712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63893 | 松质螺丝5只包装 / 73-5714 | 松质螺丝5只包装 / 73-5714 | 73-5714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63894 | 松质螺丝5只包装 / 73-5714 | 松质螺丝5只包装 / 73-5714 | 73-5714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63895 | 松质螺丝5只包装 / 73-5714 | 松质螺丝5只包装 / 73-5714 | 73-5714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63896 | 松质螺丝5只包装 / 73-5714 | 松质螺丝5只包装 / 73-5714 | 73-5714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63897 | 松质螺丝5只包装 / 73-5714 | 松质螺丝5只包装 / 73-5714 | 73-5714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63898 | 松质螺丝5只包装 / 73-5714 | 松质螺丝5只包装 / 73-5714 | 73-5714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63899 | 松质螺丝5只包装 / 73-5714 | 松质螺丝5只包装 / 73-5714 | 73-5714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63900 | 松质螺丝5只包装 / 73-5714 | 松质螺丝5只包装 / 73-5714 | 73-5714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63901 | 松质螺丝5只包装 / 73-5716 | 松质螺丝5只包装 / 73-5716 | 73-5716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63902 | 松质螺丝5只包装 / 73-5716 | 松质螺丝5只包装 / 73-5716 | 73-5716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63903 | 松质螺丝5只包装 / 73-5716 | 松质螺丝5只包装 / 73-5716 | 73-5716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格               | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------------------|--------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63904 | 松质螺丝5只包装 / 73-5716 | 松质螺丝5只包装 / 73-5716 | 73-5716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63905 | 松质螺丝5只包装 / 73-5716 | 松质螺丝5只包装 / 73-5716 | 73-5716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63906 | 松质螺丝5只包装 / 73-5716 | 松质螺丝5只包装 / 73-5716 | 73-5716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63907 | 松质螺丝5只包装 / 73-5716 | 松质螺丝5只包装 / 73-5716 | 73-5716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63908 | 松质螺丝5只包装 / 73-5716 | 松质螺丝5只包装 / 73-5716 | 73-5716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63909 | 松质螺丝5只包装 / 73-5718 | 松质螺丝5只包装 / 73-5718 | 73-5718 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63910 | 松质螺丝5只包装 / 73-5718 | 松质螺丝5只包装 / 73-5718 | 73-5718 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63911 | 松质螺丝5只包装 / 73-5718 | 松质螺丝5只包装 / 73-5718 | 73-5718 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63912 | 松质螺丝5只包装 / 73-5718 | 松质螺丝5只包装 / 73-5718 | 73-5718 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63913 | 松质螺丝5只包装 / 73-5718 | 松质螺丝5只包装 / 73-5718 | 73-5718 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63914 | 松质螺丝5只包装 / 73-5718 | 松质螺丝5只包装 / 73-5718 | 73-5718 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63915 | 松质螺丝5只包装 / 73-5718 | 松质螺丝5只包装 / 73-5718 | 73-5718 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                   | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|------------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63916 | 松质螺丝5只包装 / 73-5718    | 松质螺丝5只包装 / 73-5718     | 73-5718 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63917 | 松质螺丝5只包装 / 73-5720    | 2. 7MM×20MM应急螺钉, 5 / 包 | 73-5720 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63918 | 松质螺丝5只包装 / 73-5720    | 2. 7MM×20MM应急螺钉, 5 / 包 | 73-5720 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63919 | 松质螺丝5只包装 / 73-5720    | 2. 7MM×20MM应急螺钉, 5 / 包 | 73-5720 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63920 | 松质螺丝5只包装 / 73-5720    | 2. 7MM×20MM应急螺钉, 5 / 包 | 73-5720 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63921 | 松质螺丝5只包装 / 73-5720    | 2. 7MM×20MM应急螺钉, 5 / 包 | 73-5720 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63922 | 松质螺丝5只包装 / 73-5720    | 2. 7MM×20MM应急螺钉, 5 / 包 | 73-5720 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63923 | 松质螺丝5只包装 / 73-5720    | 2. 7MM×20MM应急螺钉, 5 / 包 | 73-5720 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63924 | 松质螺丝5只包装 / 73-5720    | 2. 7MM×20MM应急螺钉, 5 / 包 | 73-5720 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63925 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2708 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2708  | 75-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63926 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2708 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2708  | 75-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63927 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2708 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2708  | 75-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                  | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|-----------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63928 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2708 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2708 | 75-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63929 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2708 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2708 | 75-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63930 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2708 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2708 | 75-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63931 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2708 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2708 | 75-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63932 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2708 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2708 | 75-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63933 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2708 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2708 | 75-2708 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63934 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2710 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2710 | 75-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63935 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2710 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2710 | 75-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63936 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2710 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2710 | 75-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63937 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2710 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2710 | 75-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63938 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2710 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2710 | 75-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63939 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2710 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2710 | 75-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |



| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                  | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|-----------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63940 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2710 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2710 | 75-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63941 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2710 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2710 | 75-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63942 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2710 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2710 | 75-2710 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63943 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2712 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2712 | 75-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63944 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2712 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2712 | 75-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63945 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2712 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2712 | 75-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63946 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2712 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2712 | 75-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63947 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2712 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2712 | 75-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63948 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2712 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2712 | 75-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63949 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2712 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2712 | 75-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63950 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2712 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2712 | 75-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63951 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2712 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2712 | 75-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                  | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|-----------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63952 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2712 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2712 | 75-2712 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63953 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2714 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2714 | 75-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63954 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2714 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2714 | 75-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63955 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2714 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2714 | 75-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63956 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2714 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2714 | 75-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63957 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2714 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2714 | 75-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63958 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2714 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2714 | 75-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63959 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2714 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2714 | 75-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63960 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2714 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2714 | 75-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63961 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2714 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2714 | 75-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63962 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2714 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2714 | 75-2714 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63963 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 75-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                  | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|-----------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63964 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 75-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63965 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 75-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63966 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 75-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63967 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 75-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63968 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 75-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63969 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 75-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63970 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 75-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63971 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 75-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63972 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 75-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63973 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 75-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63974 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-2716 | 75-2716 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63975 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 75-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                  | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|-----------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63976 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 75-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63977 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 75-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63978 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 75-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63979 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 75-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63980 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 75-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63981 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 75-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63982 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 75-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63983 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 75-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63984 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 75-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63985 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 75-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63986 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6408 | 75-6408 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63987 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6410 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6410 | 75-6410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                  | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|-----------------------|---------|------------------------------|------|
| JC63988 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6410 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6410 | 75-6410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63989 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6410 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6410 | 75-6410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63990 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6410 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6410 | 75-6410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63991 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6410 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6410 | 75-6410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63992 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6410 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6410 | 75-6410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63993 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6410 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6410 | 75-6410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63994 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6410 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6410 | 75-6410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63995 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6410 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6410 | 75-6410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63996 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6410 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6410 | 75-6410 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63997 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6412 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6412 | 75-6412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63998 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6412 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6412 | 75-6412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC63999 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6412 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6412 | 75-6412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                  | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|-----------------------|---------|------------------------------|------|
| JC64000 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6412 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6412 | 75-6412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64001 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6412 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6412 | 75-6412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64002 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6412 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6412 | 75-6412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64003 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6412 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6412 | 75-6412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64004 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6412 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6412 | 75-6412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64005 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6412 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6412 | 75-6412 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64006 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 75-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64007 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 75-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64008 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 75-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64009 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 75-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64010 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 75-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64011 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 75-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                  | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|-----------------------|---------|------------------------------|------|
| JC64012 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 75-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64013 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 75-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64014 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 75-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64015 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 75-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64016 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 75-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64017 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6414 | 75-6414 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64018 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 75-6416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64019 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 75-6416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64020 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 75-6416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64021 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 75-6416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64022 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 75-6416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64023 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 75-6416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                  | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|-----------------------|---------|------------------------------|------|
| JC64024 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 75-6416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64025 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 75-6416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64026 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 75-6416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64027 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 75-6416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64028 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 自攻型胸骨螺丝5只包装 / 75-6416 | 75-6416 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64029 | 8孔, 直型板               | 8孔, 直型板               | SP-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64030 | 8孔, 直型板               | 8孔, 直型板               | SP-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64031 | 8孔, 直型板               | 8孔, 直型板               | SP-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64032 | 8孔, 直型板               | 8孔, 直型板               | SP-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64033 | 8孔, 直型板               | 8孔, 直型板               | SP-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64034 | 8孔, 直型板               | 8孔, 直型板               | SP-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64035 | 8孔, 直型板               | 8孔, 直型板               | SP-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |



| 流水号     | 产品名称   | 产品规格   | 产品型号    | 生产企业                         | 挂网企业 |
|---------|--------|--------|---------|------------------------------|------|
| JC64036 | 8孔，直型板 | 8孔，直型板 | SP-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64037 | 8孔，直型板 | 8孔，直型板 | SP-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64038 | 8孔，直型板 | 8孔，直型板 | SP-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64039 | 8孔，直型板 | 8孔，直型板 | SP-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64040 | 8孔，直型板 | 8孔，直型板 | SP-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64041 | 8孔，直型板 | 8孔，直型板 | SP-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64042 | 8孔，直型板 | 8孔，直型板 | SP-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64043 | 8孔，直型板 | 8孔，直型板 | SP-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64044 | 8孔，直型板 | 8孔，直型板 | SP-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64045 | 8孔，直型板 | 8孔，直型板 | SP-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64046 | 8孔，直型板 | 8孔，直型板 | SP-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| JC64047 | 8孔，直型板 | 8孔，直型板 | SP-1952 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                       | 产品规格                                           | 产品型号                                                             | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| JC64048 | 8孔, 直型板                    | 8孔, 直型板                                        | SP-1952                                                          | 美国Biomet Microfixation, Inc.         |      |
| JC64049 | 8孔, 直型板                    | 8孔, 直型板                                        | SP-1952                                                          | 美国Biomet Microfixation, Inc.         |      |
| JC64050 | 8孔, 直型板                    | 8孔, 直型板                                        | SP-1952                                                          | 美国Biomet Microfixation, Inc.         |      |
| JC64051 | Gamma 3系统-防旋螺钉             | 1个 / 包                                         | 3003-0822S                                                       | 德国Stryker Trauma GmbH                |      |
| JC64052 | Gamma 3系统-防旋螺钉             | 1个 / 包                                         | 3003-0822S                                                       | 德国Stryker Trauma GmbH                |      |
| JC64053 | Gamma 3系统-标准款主钉            | 1个 / 包                                         | 3120-0170s\$ 3120-1180s\$ 3120-1200s\$ 3120-2170s\$ 3120-        | 德国Stryker Trauma GmbH                |      |
| JC64054 | Gamma 3系统-标准款主钉            | 1个 / 包                                         | 3120-0170s\$ 3120-1180s\$ 3120-1200s\$ 3120-2170s\$ 3120-        | 德国Stryker Trauma GmbH                |      |
| JC64055 | Gamma 3系统-R1.5长款, 钛, 左右侧主钉 | 1个 / 包                                         | 3320-0240S\$ 3325-0240S\$ 3330-0240S\$ 3320-0260S\$ 3325-        | 德国Stryker Trauma GmbH                |      |
| JC64056 | Gamma 3系统-R2.0长款, 钛, 左右侧主钉 | 1个 / 包                                         | 3520-0240S\$ 3525-0240S\$ 3530-0240S\$ 3520-0260S\$ 3525-        | 德国Stryker Trauma GmbH                |      |
| JC64057 | Gamma 3系统-R2.0长款, 钛, 左右侧主钉 | 1个 / 包                                         | 3520-0240S\$ 3525-0240S\$ 3530-0240S\$ 3520-0260S\$ 3525-        | 德国Stryker Trauma GmbH                |      |
| JC64058 | 颈椎椎间植入物 (商品名: DCI)         | 长度:12、14、16、18mm; 宽度:10、12、14、16mm; 高度:5、6、7mm | CAI01205\$ CAI01406\$ CAI01407\$ CAI01606\$ CAI01607\$ CBI0125\$ | 德国 Paradigm Spine GmbH               |      |
| JC64069 | 钛网融合器                      | 圆形钛网, 10毫米*30毫米\$椭圆形钛网, 10毫米*14毫米, L-30毫米      | 905-103\$905-403                                                 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                              | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| JC64070 | 钛网融合器               | 圆形钛网, 10毫米*70毫米                                                                               | 905-107                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64071 | 钛网融合器               | 圆形钛网, 10毫米*8毫米\$圆形钛网, 10毫米*10毫米\$圆形钛网, 10毫米*12毫米, 圆形钛                                         | 905-108\$ 905-110\$ 905-112\$ 905-161\$ 905-308\$ 905-310\$       | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64072 | 钛网融合器               | 圆形钛网, 10毫米*15毫米\$圆形钛网, 13毫米*9毫米\$圆形钛网, 13毫米*11毫米, 圆形钛                                         | 905-115\$ 905-139\$ 905-311\$ 905-313\$ 905-409\$ 905-411\$       | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64073 | 钛网融合器               | 10*14*20毫米, 椭圆形钛网\$13毫米*17毫米*20毫米, 椭圆形钛网                                                      | 905-420\$ 905-520                                                 | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64074 | 椎间融合器 (商品名: JULIET) | 26*5*10\$26*5*12\$26*5*14\$26*5*16\$26*10*10\$26*10*12\$26*10*14\$26*10*16                    | DYA-05 26 10-S\$ DYA-05 26 12-S\$ DYA-05 26 14-S\$ DYA-05 26      | 瑞士Spineart                           |      |
| JC64075 | 椎间融合器 (商品名: JULIET) | 22*0*8\$22*0*10\$22*0*12\$22*0*14\$22*5*8\$22*5*10\$22*5*12\$22*5*14                          | DYA-PO 22 08-S\$ DYA-PO 22 10-S\$ DYA-PO 22 12-S\$ DYA-PO 22      | 瑞士Spineart                           |      |
| JC64076 | 椎间融合器 (商品名: JULIET) | 28*4*8\$28*4*10\$28*4*12\$28*4*14                                                             | DYA-TL 04 08-S\$ DYA-TL 04 10-S\$ DYA-TL 04 12-S\$ DYA-TL 04      | 瑞士Spineart                           |      |
| JC64191 | 腰椎融合器               | 8mm*20mm\$8mm*20mm\$8mm*25mm\$8mm*25mm\$8mm*25mm\$9mm*20mm\$9mm*20mm\$9mm*25mm\$9mm*25mm\$9mm | TP1C8200\$ TP1C8204\$ TP1C8250\$ TP1C8254\$ TP1C8258\$ TP1C9200\$ | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC64192 | U型单向螺钉f             | 直径: 4.5mm 长度: 30mm\$直径: 4.5mm 长度: 35mm\$直径: 4.5mm 长度: 40mm\$直径: 4.5mm                         | CS8006-45-30\$ CS8006-45-35\$ CS8006-50-30\$ CS                   | 德国ulrich GmbH & Co.KG                |      |
| JC64193 | U型单向螺钉f             | 直径: 4.5mm 长度: 30mm\$直径: 4.5mm 长度: 35mm\$直径: 4.5mm 长度: 40mm\$直径: 4.5mm                         | CS8006-45-30\$ CS8006-45-35\$ CS8006-50-30\$ CS                   | 德国ulrich GmbH & Co.KG                |      |
| JC64194 | U型单向螺钉f             | 直径: 4.5mm 长度: 30mm\$直径: 4.5mm 长度: 35mm\$直径: 4.5mm 长度: 40mm\$直径: 4.5mm                         | CS8006-45-30\$ CS8006-45-35\$ CS8006-50-30\$ CS                   | 德国ulrich GmbH & Co.KG                |      |
| JC64195 | U型单向螺钉f             | 直径: 4.5mm 长度: 30mm\$直径: 4.5mm 长度: 35mm\$直径: 4.5mm 长度: 40mm\$直径: 4.5mm                         | CS8006-45-30\$ CS8006-45-35\$ CS8006-50-30\$ CS                   | 德国ulrich GmbH & Co.KG                |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                                                  | 产品型号                                                                   | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC64196 | U型单向螺钉f   | 直径: 4.5mm 长度: 30mm\$直径: 4.5mm 长度: 35mm\$直径: 4.5mm 长度: 40mm\$直径: 4.5mm | CS8006-45-30\$<br>CS8006-45-35\$ CS<br>8006-50-30\$ CS                 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64197 | U型单向螺钉f   | 直径: 4.5mm 长度: 30mm\$直径: 4.5mm 长度: 35mm\$直径: 4.5mm 长度: 40mm\$直径: 4.5mm | CS8006-45-30\$<br>CS8006-45-35\$ CS<br>8006-50-30\$ CS                 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64198 | U型单向螺钉f   | 直径: 4.5mm 长度: 30mm\$直径: 4.5mm 长度: 35mm\$直径: 4.5mm 长度: 40mm\$直径: 4.5mm | CS8006-45-30\$<br>CS8006-45-35\$ CS<br>8006-50-30\$ CS                 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64199 | U型万向螺钉f   | 直径: 4.5mm 长度: 30mm\$直径: 4.5mm 长度: 35mm\$直径: 4.5mm 长度: 40mm\$直径: 4.5mm | CS8006-45-30\$<br>CS8006-45-35\$ CS<br>8006-50-30\$ CS                 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64200 | U型万向螺钉f   | 直径: 4.5mm 长度: 30mm\$直径: 4.5mm 长度: 35mm\$直径: 4.5mm 长度: 40mm\$直径: 4.5mm | CS8006-45-30\$<br>CS8006-45-35\$ CS<br>8006-50-30\$ CS                 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64201 | U型万向螺钉f   | 直径: 4.5mm 长度: 30mm\$直径: 4.5mm 长度: 35mm\$直径: 4.5mm 长度: 40mm\$直径: 4.5mm | CS8006-45-30\$<br>CS8006-45-35\$ CS<br>8006-50-30\$ CS                 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64202 | U型万向螺钉f   | 直径: 4.5mm 长度: 30mm\$直径: 4.5mm 长度: 35mm\$直径: 4.5mm 长度: 40mm\$直径: 4.5mm | CS8006-45-30\$<br>CS8006-45-35\$ CS<br>8006-50-30\$ CS                 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64203 | U型万向螺钉f   | 直径: 4.5mm 长度: 30mm\$直径: 4.5mm 长度: 35mm\$直径: 4.5mm 长度: 40mm\$直径: 4.5mm | CS8006-45-30\$<br>CS8006-45-35\$ CS<br>8006-50-30\$ CS                 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64204 | U型万向螺钉f   | 直径: 4.5mm 长度: 30mm\$直径: 4.5mm 长度: 35mm\$直径: 4.5mm 长度: 40mm\$直径: 4.5mm | CS8006-45-30\$<br>CS8006-45-35\$ CS<br>8006-50-30\$ CS                 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64205 | U型万向螺钉f   | 直径: 4.5mm 长度: 30mm\$直径: 4.5mm 长度: 35mm\$直径: 4.5mm 长度: 40mm\$直径: 4.5mm | CS8006-45-30\$<br>CS8006-45-35\$ CS<br>8006-50-30\$ CS                 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64206 | U型长臂万向螺钉f | 直径: 5.0mm 长度: 30mm\$直径: 5.0mm 长度: 35mm\$直径: 5.0mm 长度: 40mm\$直径: 5.0mm | \$CS 8008-50-30 \$CS<br>8008-50-35 \$CS 8008-<br>60-40 \$CS 8008-60-45 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64207 | U型长臂万向螺钉f | 直径: 5.0mm 长度: 30mm\$直径: 5.0mm 长度: 35mm\$直径: 5.0mm 长度: 40mm\$直径: 5.0mm | \$CS 8008-50-30 \$CS<br>8008-50-35 \$CS 8008-<br>60-40 \$CS 8008-60-45 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                                           | 产品型号                                                            | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC64208 | U型长臂万向螺钉f | 直径：5.0mm 长度：30mm\$直径：5.0mm 长度：35mm\$直径：5.0mm 长度：40mm\$直径：5.0mm | \$CS 8008-50-30 \$CS 8008-50-35 \$CS 8008-60-40 \$CS 8008-60-45 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64209 | U型长臂万向螺钉f | 直径：5.0mm 长度：30mm\$直径：5.0mm 长度：35mm\$直径：5.0mm 长度：40mm\$直径：5.0mm | \$CS 8008-50-30 \$CS 8008-50-35 \$CS 8008-60-40 \$CS 8008-60-45 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64210 | U型长臂万向螺钉f | 直径：5.0mm 长度：30mm\$直径：5.0mm 长度：35mm\$直径：5.0mm 长度：40mm\$直径：5.0mm | \$CS 8008-50-30 \$CS 8008-50-35 \$CS 8008-60-40 \$CS 8008-60-45 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64211 | U型长臂万向螺钉f | 直径：5.0mm 长度：30mm\$直径：5.0mm 长度：35mm\$直径：5.0mm 长度：40mm\$直径：5.0mm | \$CS 8008-50-30 \$CS 8008-50-35 \$CS 8008-60-40 \$CS 8008-60-45 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64212 | U型长臂万向螺钉f | 直径：5.0mm 长度：30mm\$直径：5.0mm 长度：35mm\$直径：5.0mm 长度：40mm\$直径：5.0mm | \$CS 8008-50-30 \$CS 8008-50-35 \$CS 8008-60-40 \$CS 8008-60-45 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64213 | U型长臂单向螺钉f | 直径：5.0mm 长度：35mm\$直径：5.0mm 长度：40mm\$直径：5.0mm 长度：45mm\$直径：5.0mm | \$CS 8008-50-40 \$CS 8008-55-35 \$CS 8008-55-40 \$CS 8008-55-45 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64214 | U型长臂单向螺钉f | 直径：5.0mm 长度：35mm\$直径：5.0mm 长度：40mm\$直径：5.0mm 长度：45mm\$直径：5.0mm | \$CS 8008-50-40 \$CS 8008-55-35 \$CS 8008-55-40 \$CS 8008-55-45 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64215 | U型长臂单向螺钉f | 直径：5.0mm 长度：35mm\$直径：5.0mm 长度：40mm\$直径：5.0mm 长度：45mm\$直径：5.0mm | \$CS 8008-50-40 \$CS 8008-55-35 \$CS 8008-55-40 \$CS 8008-55-45 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64216 | U型长臂单向螺钉f | 直径：5.0mm 长度：35mm\$直径：5.0mm 长度：40mm\$直径：5.0mm 长度：45mm\$直径：5.0mm | \$CS 8008-50-40 \$CS 8008-55-35 \$CS 8008-55-40 \$CS 8008-55-45 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64217 | U型长臂单向螺钉f | 直径：5.0mm 长度：35mm\$直径：5.0mm 长度：40mm\$直径：5.0mm 长度：45mm\$直径：5.0mm | \$CS 8008-50-40 \$CS 8008-55-35 \$CS 8008-55-40 \$CS 8008-55-45 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64218 | U型长臂单向螺钉f | 直径：5.0mm 长度：35mm\$直径：5.0mm 长度：40mm\$直径：5.0mm 长度：45mm\$直径：5.0mm | \$CS 8008-50-40 \$CS 8008-55-35 \$CS 8008-55-40 \$CS 8008-55-45 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64219 | U型长臂单向螺钉f | 直径：5.0mm 长度：35mm\$直径：5.0mm 长度：40mm\$直径：5.0mm 长度：45mm\$直径：5.0mm | \$CS 8008-50-40 \$CS 8008-55-35 \$CS 8008-55-40 \$CS 8008-55-45 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |

| 流水号     | 产品名称  | 产品规格               | 产品型号    | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|-------|--------------------|---------|-----------------------|------|
| JC64220 | 锁定螺钉f | 直径:9.0mm, 长度:5.0mm | CS 8010 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64221 | 锁定螺钉f | 直径:9.0mm, 长度:5.0mm | CS 8010 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64222 | 锁定螺钉f | 直径:9.0mm, 长度:5.0mm | CS 8010 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64223 | 锁定螺钉f | 直径:9.0mm, 长度:5.0mm | CS 8010 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64224 | 锁定螺钉f | 直径:9.0mm, 长度:5.0mm | CS 8010 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64225 | 锁定螺钉f | 直径:9.0mm, 长度:5.0mm | CS 8010 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64226 | 锁定螺钉f | 直径:9.0mm, 长度:5.0mm | CS 8010 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64227 | 锁定螺钉f | 直径:9.0mm, 长度:5.0mm | CS 8010 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64228 | 锁定螺钉f | 直径:9.0mm, 长度:5.0mm | CS 8010 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64229 | 锁定螺钉f | 直径:9.0mm, 长度:5.0mm | CS 8010 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64230 | 锁定螺钉f | 直径:9.0mm, 长度:5.0mm | CS 8010 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64231 | 锁定螺钉f | 直径:9.0mm, 长度:5.0mm | CS 8010 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |

| 流水号     | 产品名称  | 产品规格                                                               | 产品型号                                                         | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|-------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC64232 | 锁定螺钉f | 直径:9.0mm, 长度:5.0mm                                                 | CS 8010                                                      | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64233 | 锁定螺钉f | 直径:9.0mm, 长度:5.0mm                                                 | CS 8010                                                      | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64234 | 锁定螺钉f | 直径:9.0mm, 长度:5.0mm                                                 | CS 8010                                                      | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64235 | 锁定螺钉f | 直径:9.0mm, 长度:5.0mm                                                 | CS 8010                                                      | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64236 | 固定棒f  | 直径: 5.5mm, 长度: 40mm\$直径: 5.5mm, 长度: 50mm\$直径: 5.5mm, 长度: 60mm\$直径: | \$CS 8012-040 \$CS 8012-050 \$CS 8012-060 \$CS 8012-070 \$CS | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64237 | 固定棒f  | 直径: 5.5mm, 长度: 40mm\$直径: 5.5mm, 长度: 50mm\$直径: 5.5mm, 长度: 60mm\$直径: | \$CS 8012-040 \$CS 8012-050 \$CS 8012-060 \$CS 8012-070 \$CS | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64238 | 固定棒f  | 直径: 5.5mm, 长度: 40mm\$直径: 5.5mm, 长度: 50mm\$直径: 5.5mm, 长度: 60mm\$直径: | \$CS 8012-040 \$CS 8012-050 \$CS 8012-060 \$CS 8012-070 \$CS | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64239 | 固定棒f  | 直径: 5.5mm, 长度: 40mm\$直径: 5.5mm, 长度: 50mm\$直径: 5.5mm, 长度: 60mm\$直径: | \$CS 8012-040 \$CS 8012-050 \$CS 8012-060 \$CS 8012-070 \$CS | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64240 | 固定棒f  | 直径: 5.5mm, 长度: 40mm\$直径: 5.5mm, 长度: 50mm\$直径: 5.5mm, 长度: 60mm\$直径: | \$CS 8012-040 \$CS 8012-050 \$CS 8012-060 \$CS 8012-070 \$CS | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64241 | 固定棒f  | 直径: 5.5mm, 长度: 40mm\$直径: 5.5mm, 长度: 50mm\$直径: 5.5mm, 长度: 60mm\$直径: | \$CS 8012-040 \$CS 8012-050 \$CS 8012-060 \$CS 8012-070 \$CS | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64242 | 固定棒f  | 直径: 5.5mm, 长度: 100v\$直径: 5.5mm, 长度: 110mm\$直径: 5.5mm, 长度: 130mm\$直 | \$CS 8012-100 \$CS 8012-110 \$CS 8012-130 \$CS 8012-150 \$CS | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64243 | 固定棒f  | 直径: 5.5mm, 长度: 100v\$直径: 5.5mm, 长度: 110mm\$直径: 5.5mm, 长度: 130mm\$直 | \$CS 8012-100 \$CS 8012-110 \$CS 8012-130 \$CS 8012-150 \$CS | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格                                                                | 产品型号                                                         | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|--------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC64244 | 固定棒f   | 直径: 5.5mm, 长度: 100v\$直径: 5.5mm, 长度: 110mm\$直径: 5.5mm, 长度: 130mm\$直  | \$CS 8012-100 \$CS 8012-110 \$CS 8012-130 \$CS 8012-150 \$CS | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64245 | 固定棒f   | 直径: 5.5mm, 长度: 100v\$直径: 5.5mm, 长度: 110mm\$直径: 5.5mm, 长度: 130mm\$直  | \$CS 8012-100 \$CS 8012-110 \$CS 8012-130 \$CS 8012-150 \$CS | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64246 | 固定棒f   | 直径: 5.5mm, 长度: 100v\$直径: 5.5mm, 长度: 110mm\$直径: 5.5mm, 长度: 130mm\$直  | \$CS 8012-100 \$CS 8012-110 \$CS 8012-130 \$CS 8012-150 \$CS | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64247 | 固定棒f   | 直径: 5.5mm, 长度: 100v\$直径: 5.5mm, 长度: 110mm\$直径: 5.5mm, 长度: 130mm\$直  | \$CS 8012-100 \$CS 8012-110 \$CS 8012-130 \$CS 8012-150 \$CS | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64248 | 固定棒f   | 直径: 5.5mm, 长度: 200mm\$直径: 5.5mm, 长度: 250mm\$直径: 5.5mm, 长度: 300mm\$直 | \$CS 8012-200 \$CS 8012-250 \$CS 8012-300 \$CS 8012-350      | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64249 | 固定棒f   | 直径: 5.5mm, 长度: 200mm\$直径: 5.5mm, 长度: 250mm\$直径: 5.5mm, 长度: 300mm\$直 | \$CS 8012-200 \$CS 8012-250 \$CS 8012-300 \$CS 8012-350      | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64250 | 固定棒f   | 直径: 5.5mm, 长度: 200mm\$直径: 5.5mm, 长度: 250mm\$直径: 5.5mm, 长度: 300mm\$直 | \$CS 8012-200 \$CS 8012-250 \$CS 8012-300 \$CS 8012-350      | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64251 | 固定棒f   | 直径: 5.5mm, 长度: 200mm\$直径: 5.5mm, 长度: 250mm\$直径: 5.5mm, 长度: 300mm\$直 | \$CS 8012-200 \$CS 8012-250 \$CS 8012-300 \$CS 8012-350      | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64252 | 横向稳定器f | 长度: 60mm\$长度: 80mm\$长度: 100mm                                       | \$CS 8013-060 \$CS 8013-080 \$CS 8013-100 \$CS 8013-01-050   | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64253 | 横向稳定器f | 长度: 60mm\$长度: 80mm\$长度: 100mm                                       | \$CS 8013-060 \$CS 8013-080 \$CS 8013-100 \$CS 8013-01-050   | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64254 | 横向稳定器f | 长度: 60mm\$长度: 80mm\$长度: 100mm                                       | \$CS 8013-060 \$CS 8013-080 \$CS 8013-100 \$CS 8013-01-050   | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64255 | 横向稳定器f | 长度: 60mm\$长度: 80mm\$长度: 100mm                                       | \$CS 8013-060 \$CS 8013-080 \$CS 8013-100 \$CS 8013-01-050   | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |



| 流水号     | 产品名称   | 产品规格                       | 产品型号                                                       | 生产企业                  | 挂网企业 |
|---------|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| JC64256 | 横向稳定器f | 长度：60mm\$长度：80mm\$长度：100mm | \$CS 8013-060 \$CS 8013-080 \$CS 8013-100 \$CS 8013-01-050 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64257 | 横向稳定器f | 长度：60mm\$长度：80mm\$长度：100mm | \$CS 8013-060 \$CS 8013-080 \$CS 8013-100 \$CS 8013-01-050 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64258 | 横向稳定器f | 长度：60mm\$长度：80mm\$长度：100mm | \$CS 8013-060 \$CS 8013-080 \$CS 8013-100 \$CS 8013-01-050 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64259 | 横向稳定器f | 长度：60mm\$长度：80mm\$长度：100mm | \$CS 8013-060 \$CS 8013-080 \$CS 8013-100 \$CS 8013-01-050 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64260 | 横向稳定器f | 长度：60mm\$长度：80mm\$长度：100mm | \$CS 8013-060 \$CS 8013-080 \$CS 8013-100 \$CS 8013-01-050 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64261 | 横向稳定器f | 长度：60mm\$长度：80mm\$长度：100mm | \$CS 8013-060 \$CS 8013-080 \$CS 8013-100 \$CS 8013-01-050 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64262 | 横向稳定器f | 长度：60mm\$长度：80mm\$长度：100mm | \$CS 8013-060 \$CS 8013-080 \$CS 8013-100 \$CS 8013-01-050 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64263 | 横向稳定器f | 长度：60mm\$长度：80mm\$长度：100mm | \$CS 8013-060 \$CS 8013-080 \$CS 8013-100 \$CS 8013-01-050 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64264 | 横向稳定器f | 长度：60mm\$长度：80mm\$长度：100mm | \$CS 8013-060 \$CS 8013-080 \$CS 8013-100 \$CS 8013-01-050 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64265 | 横向稳定器f | 长度：60mm\$长度：80mm\$长度：100mm | \$CS 8013-060 \$CS 8013-080 \$CS 8013-100 \$CS 8013-01-050 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64266 | 横向稳定器f | 长度：60mm\$长度：80mm\$长度：100mm | \$CS 8013-060 \$CS 8013-080 \$CS 8013-100 \$CS 8013-01-050 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |
| JC64267 | 横向稳定器f | 长度：60mm\$长度：80mm\$长度：100mm | \$CS 8013-060 \$CS 8013-080 \$CS 8013-100 \$CS 8013-01-050 | 德国ulrich GmbH & Co.KG |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格    | 产品型号    | 生产企业       | 挂网企业 |
|---------|---------|---------|---------|------------|------|
| JC64268 | 骨钻（手动钻） | JST001A | JST001A | 韩国精诚实业有限公司 |      |
| JC64269 | 骨钻（手动钻） | JST001A | JST001A | 韩国精诚实业有限公司 |      |
| JC64270 | 扩张器     | JST001B | JST001B | 韩国精诚实业有限公司 |      |
| JC64271 | 扩张器     | JST001B | JST001B | 韩国精诚实业有限公司 |      |
| JC64272 | 探针      | JST001C | JST001C | 韩国精诚实业有限公司 |      |
| JC64273 | 探针      | JST001C | JST001C | 韩国精诚实业有限公司 |      |
| JC64274 | 骨水泥注入装置 | JST001D | JST001D | 韩国精诚实业有限公司 |      |
| JC64275 | 骨水泥注入装置 | JST001D | JST001D | 韩国精诚实业有限公司 |      |
| JC64276 | 操作套管    | JST001E | JST001E | 韩国精诚实业有限公司 |      |
| JC64277 | 操作套管    | JST001E | JST001E | 韩国精诚实业有限公司 |      |
| JC64278 | 导引针     | JST001F | JST001F | 韩国精诚实业有限公司 |      |
| JC64279 | 导引针     | JST001F | JST001F | 韩国精诚实业有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                        | 生产企业                                | 挂网企业 |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| JC64280 | IM型肱骨髓内钉系统    | 6.7mm*180mm\$6.7mm*200mm\$6.7mm*220mm\$6.7mm*240mm\$6.7mm*260mm\$6.7mm*280mm\$7.4mm*180mm\$ | 1110018\$ 1110020\$ 1110022\$ 1110024\$ 1110026\$ 1110028\$ | 以色列 N.M.B.Medical Applications Ltd. |      |
| JC64281 | IM型胫骨髓内钉系统    | 8.5mm*260mm\$8.5mm*280mm\$8.5mm*300mm\$8.5mm*320mm\$8.5mm*340mm\$8.5mm*360mm\$8.5mm*380mm\$ | 1213526\$ 1213528\$ 1213530\$ 1213532\$1213534\$            | 以色列 N.M.B.Medical Applications Ltd. |      |
| JC64282 | IM型股骨髓内钉系统    | 8.5mm*300mm\$8.5mm*320mm\$8.5mm*340mm\$8.5mm*360mm\$8.5mm*380mm\$8.5mm*400mm\$8.5mm*420mm\$ | 1313530\$ 1313532\$ 1313534\$ 1313536\$ 1313538\$ 1313540\$ | 以色列 N.M.B.Medical Applications Ltd. |      |
| JC64283 | IL型肱骨髓内钉系统    | 6.7mm*180mm\$6.7mm*200mm\$6.7mm*220mm\$6.7mm*240mm\$6.7mm*260mm\$6.7mm*280mm\$7.4mm*180mm\$ | 2110018\$ 2110020\$ 2110022\$ 2110024\$ 2110026\$ 2110028\$ | 以色列 N.M.B.Medical Applications Ltd. |      |
| JC64284 | IL型胫骨髓内钉系统    | 8.5mm*260mm\$8.5mm*280mm\$8.5mm*300mm\$8.5mm*320mm\$8.5mm*340mm\$8.5mm*360mm\$              | 2213526\$ 2213528\$ 2213530\$ 2213532\$ 2213534\$ 2213536\$ | 以色列 N.M.B.Medical Applications Ltd. |      |
| JC64285 | IL型股骨髓内钉系统    | 10.0mm*220mm\$10.0mm*260mm\$10.0mm*300mm\$10.0mm*340mm\$                                    | 3316022\$ 3316026\$ 3316030\$ 3316034                       | 以色列 N.M.B.Medical Applications Ltd. |      |
| JC64286 | PF股骨髓内钉系统（短型） | 10mm*220mm\$12mm*220mm\$12mm*200mm\$                                                        | 4360122\$ 4360222\$ 4360322\$ 4390122\$ 4390222\$ 4390322\$ | 以色列 N.M.B.Medical Applications Ltd. |      |
| JC64287 | PF股骨髓内钉系统（长型） | 10mm*340mm \$10mm*380mm \$12mm*340mm \$12mm*380mm                                           | 436R134\$ 436L134\$ 436R234\$ 436L234\$ 436R334\$ 436L334\$ | 以色列 N.M.B.Medical Applications Ltd. |      |
| JC64288 | 锁钉            | 5.0mm*60mm\$5.0mm*70mm\$5.0mm*80mm\$5.0mm*90mm\$5.0mm*100mm\$                               | 4405060\$ 4405070\$ 4405080\$ 4405090\$ 4405100\$           | 以色列 N.M.B.Medical Applications Ltd. |      |
| JC64289 | 锁钉            | 5.0mm*60mm\$5.0mm*70mm\$5.0mm*80mm\$5.0mm*90mm\$5.0mm*100mm\$                               | 4405060\$ 4405070\$ 4405080\$ 4405090\$ 4405100\$           | 以色列 N.M.B.Medical Applications Ltd. |      |
| JC64290 | 密封帽           | 3.5mm, 10mm\$3.5mm, 12mm\$3.5mm, 14mm\$                                                     | 9430900\$ 9430910\$ 9103351\$ 9210900\$ 9220900\$ 9330900\$ | 以色列 N.M.B.Medical Applications Ltd. |      |
| JC64291 | 密封帽           | 3.5mm, 10mm\$3.5mm, 12mm\$3.5mm, 14mm\$                                                     | 9430900\$ 9430910\$ 9103351\$ 9210900\$ 9220900\$ 9330900\$ | 以色列 N.M.B.Medical Applications Ltd. |      |

| 流水号     | 产品名称     | 产品规格                                                                                                | 产品型号                                                                    | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|---------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| JC64292 | 密封帽      | 3.5mm, 10mm\$3.5mm,<br>12mm\$3.5mm, 14mm\$                                                          | 9430900\$ 9430910\$<br>9103351\$ 9210900\$<br>9220900\$ 9330900\$       | 以色列 N.M.B.Medical Applications Ltd.                                         |      |
| JC64293 | 密封帽      | 3.5mm, 10mm\$3.5mm,<br>12mm\$3.5mm, 14mm\$                                                          | 9430900\$ 9430910\$<br>9103351\$ 9210900\$<br>9220900\$ 9330900\$       | 以色列 N.M.B.Medical Applications Ltd.                                         |      |
| JC64294 | 密封帽      | 3.5mm, 10mm\$3.5mm,<br>12mm\$3.5mm, 14mm\$                                                          | 9430900\$ 9430910\$<br>9103351\$ 9210900\$<br>9220900\$ 9330900\$       | 以色列 N.M.B.Medical Applications Ltd.                                         |      |
| JC64295 | 交锁螺钉     | 3.5mm*16mm\$3.5mm*18mm\$3.5mm*<br>20mm\$3.5mm*22mm\$3.5mm*24mm\$3<br>.5mm*26mm\$3.5mm*28mm\$3.5mm*3 | 9913516\$ 9913518\$<br>9913520\$ 9913522\$<br>9913524\$ 9913526\$       | 以色列 N.M.B.Medical Applications Ltd.                                         |      |
| JC64296 | 交锁螺钉     | 4.5mm*25mm\$4.5mm*30mm\$4.5mm*<br>35mm\$4.5mm*40mm\$4.5mm*45mm\$4<br>.5mm*50mm\$4.5mm*55mm\$4.5mm*6 | 9914525\$ 9914530\$<br>9914535\$ 9914540\$<br>9914545\$ 9914550\$       | 以色列 N.M.B.Medical Applications Ltd.                                         |      |
| JC64297 | 交锁螺钉     | 6.0mm*50mm\$6.0mm*55mm\$6.0mm*<br>60mm\$6.0mm*65mm\$6.0mm*70mm\$6<br>.0mm*75mm\$6.0mm*80mm\$6.0mm*8 | 9916050\$ 9916055\$<br>9916060\$ 9916065\$<br>9916070\$ 9916075\$       | 以色列 N.M.B.Medical Applications Ltd.                                         |      |
| JC64298 | 动力加压颈椎钢板 | 孔内径4.4mm, 厚度2.3mm, 长度<br>19\$孔内径4.4mm, 厚度2.3mm,<br>长度 21\$孔内径4.4mm, 厚度                              | 20-110-D\$ 20-112-D\$<br>20-114-D\$ 20-116-D\$<br>20-118-D\$ 20-120-D\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer<br>Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64299 | 标准颈椎钢板   | 孔内径4.4mm, 厚度2.3mm, 长度<br>19\$孔内径4.4mm, 厚度2.3mm,<br>长度 21\$孔内径4.4mm, 厚度                              | 20-110-S\$ 20-112-S\$<br>20-114-S\$ 20-116-S\$<br>20-118-S\$ 20-120-S\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer<br>Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64300 | 动力加压颈椎钢板 | 孔内径4.4mm, 厚度2.3mm, 长度<br>38\$孔内径4.4mm, 厚度2.3mm,<br>长度 41\$孔内径4.4mm, 厚度                              | 20-229-D\$ 20-232-D\$<br>20-235-D\$ 20-238-D\$<br>20-241-D\$ 20-244-D\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer<br>Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64301 | 标准颈椎钢板   | 孔内径4.4mm, 厚度2.3mm, 长度<br>38\$孔内径4.4mm, 厚度2.3mm,<br>长度 41\$孔内径4.4mm, 厚度                              | 20-229-S\$ 20-232-S\$<br>20-235-S\$ 20-238-S\$<br>20-241-S\$ 20-244-S\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer<br>Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64302 | 动力加压颈椎钢板 | 孔内径4.4mm, 厚度2.3mm, 长度<br>61\$孔内径4.4mm, 厚度2.3mm,<br>长度 64\$孔内径4.4mm, 厚度                              | 20-352-D\$ 20-355-D\$<br>20-358-D\$ 20-362-D\$<br>20-366-D\$ 20-460-D\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer<br>Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64303 | 标准颈椎钢板   | 孔内径4.4mm\$孔内径4.4mm, 厚<br>度2.3mm, 长度 厚度2.3mm\$孔内<br>径4.4mm, 厚度2.3mm, 长度 长                            | 20-352-S\$ 20-355-S\$<br>20-358-S\$ 20-362-S\$<br>20-366-S\$ 20-460-S\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer<br>Surgical Technology U.S.A.) |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格                                                         | 产品型号                                                        | 生产企业                                                                     | 挂网企业 |
|---------|------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| JC64304 | 备用螺钉 | 直径4.0mm，长度12mm\$直径4.0mm，长度 14mm\$直径4.0mm，长度 16mm             | 20-40-FSD-12\$ 20-40-FSD-14\$ 20-40-FSD-16\$ 20-40-VSD-12\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64305 | 备用螺钉 | 直径4.0mm，长度12mm\$直径4.0mm，长度 14mm\$直径4.0mm，长度 16mm             | 20-40-FSD-12\$ 20-40-FSD-14\$ 20-40-FSD-16\$ 20-40-VSD-12\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64306 | 备用螺钉 | 直径4.0mm，长度12mm\$直径4.0mm，长度 14mm\$直径4.0mm，长度 16mm             | 20-40-FSD-12\$ 20-40-FSD-14\$ 20-40-FSD-16\$ 20-40-VSD-12\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64307 | 自锁螺钉 | 直径4.0mm，长度10mm\$直径4.0mm，长度 12mm\$直径4.0mm，长度 14mm\$直径4.0mm，长度 | 20-40-FST-10\$ 20-40-FST-12\$ 20-40-FST-14\$ 20-40-FST-16\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64308 | 自锁螺钉 | 直径4.0mm，长度10mm\$直径4.0mm，长度 12mm\$直径4.0mm，长度 14mm\$直径4.0mm，长度 | 20-40-FST-10\$ 20-40-FST-12\$ 20-40-FST-14\$ 20-40-FST-16\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64309 | 自锁螺钉 | 直径4.0mm，长度10mm\$直径4.0mm，长度 12mm\$直径4.0mm，长度 14mm\$直径4.0mm，长度 | 20-40-FST-10\$ 20-40-FST-12\$ 20-40-FST-14\$ 20-40-FST-16\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64310 | 自锁螺钉 | 直径4.0mm，长度10mm\$直径4.0mm，长度 12mm\$直径4.0mm，长度 14mm\$直径4.0mm，长度 | 20-40-FST-10\$ 20-40-FST-12\$ 20-40-FST-14\$ 20-40-FST-16\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64311 | 自锁螺钉 | 直径4.0mm，长度10mm\$直径4.0mm，长度 12mm\$直径4.0mm，长度 14mm\$直径4.0mm，长度 | 20-40-FST-10\$ 20-40-FST-12\$ 20-40-FST-14\$ 20-40-FST-16\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64312 | 自锁螺钉 | 直径4.0mm，长度10mm\$直径4.0mm，长度 12mm\$直径4.0mm，长度 14mm\$直径4.0mm，长度 | 20-40-FST-10\$ 20-40-FST-12\$ 20-40-FST-14\$ 20-40-FST-16\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64313 | 备用螺钉 | 直径4.0mm，长度10mm\$直径4.0mm，长度 12mm\$直径4.0mm，长度 14mm\$直径4.0mm，长度 | 20-40-VST-10\$ 20-40-VST-12\$ 20-40-VST-14\$ 20-40-VST-16\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64314 | 备用螺钉 | 直径4.0mm，长度10mm\$直径4.0mm，长度 12mm\$直径4.0mm，长度 14mm\$直径4.0mm，长度 | 20-40-VST-10\$ 20-40-VST-12\$ 20-40-VST-14\$ 20-40-VST-16\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64315 | 备用螺钉 | 直径4.5mm，长度12mm\$直径4.5mm，长度14mm\$直径4.5mm，长度16mm               | 20-45-VST-12\$ 20-45-VST-14\$ 20-45-VST-16\$                | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |

| 流水号     | 产品名称     | 产品规格                                                                               | 产品型号                                                        | 生产企业                                                                     | 挂网企业 |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| JC64316 | 备用螺钉     | 直径4.5mm，长度12mm\$直径4.5mm，长度14mm\$直径4.5mm，长度16mm                                     | 20-45-VST-12\$ 20-45-VST-14\$ 20-45-VST-16                  | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64317 | 备用螺钉     | 直径4.5mm，长度12mm\$直径4.5mm，长度14mm\$直径4.5mm，长度16mm                                     | 20-45-VST-12\$ 20-45-VST-14\$ 20-45-VST-16                  | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64318 | 备用螺钉     | 直径4.5mm，长度12mm\$直径4.5mm，长度14mm\$直径4.5mm，长度16mm                                     | 20-45-VST-12\$ 20-45-VST-14\$ 20-45-VST-16                  | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64319 | 横向连接器，定向 | 11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm | 10-11-FXL\$ 10-12-FXL\$ 10-13-FXL\$ 10-14-FXL\$ 10-15-FXL\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64320 | 横向连接器，定向 | 11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm | 10-11-FXL\$ 10-12-FXL\$ 10-13-FXL\$ 10-14-FXL\$ 10-15-FXL\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64321 | 横向连接器，定向 | 11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm | 10-11-FXL\$ 10-12-FXL\$ 10-13-FXL\$ 10-14-FXL\$ 10-15-FXL\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64322 | 横向连接器，定向 | 11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm | 10-11-FXL\$ 10-12-FXL\$ 10-13-FXL\$ 10-14-FXL\$ 10-15-FXL\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64323 | 横向连接器，万向 | 30-40mm\$40-50mm\$50-60mm\$60-70mm\$70-80mm                                        | 10-3040-VXL\$ 10-4050-VXL\$ 10-5060-VXL\$ 10-6070-VXL\$     | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64324 | 横向连接器，万向 | 30-40mm\$40-50mm\$50-60mm\$60-70mm\$70-80mm                                        | 10-3040-VXL\$ 10-4050-VXL\$ 10-5060-VXL\$ 10-6070-VXL\$     | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64325 | 横向连接器，万向 | 30-40mm\$40-50mm\$50-60mm\$60-70mm\$70-80mm                                        | 10-3040-VXL\$ 10-4050-VXL\$ 10-5060-VXL\$ 10-6070-VXL\$     | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64326 | 横向连接器，万向 | 30-40mm\$40-50mm\$50-60mm\$60-70mm\$70-80mm                                        | 10-3040-VXL\$ 10-4050-VXL\$ 10-5060-VXL\$ 10-6070-VXL\$     | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64327 | 长杆螺钉，万向  | 外径4.00mm；长度20mm\$外径4.00mm；长度25mm\$外径4.00mm；长度30mm\$外径                              | 10-400-PA-20\$ 10-400-PA-25\$ 10-400-PA-30\$ 10-400-PA-35\$ | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格                                                                     | 产品型号                                                                  | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| JC64328 | 长杆螺钉, 万向   | 外径4.00mm; 长度20mm\$外径<br>4.00mm; 长度25mm\$外径<br>4.00mm; 长度30mm\$外径         | 10-400-PA-20\$ 10-<br>400-PA-25\$ 10-400-<br>PA-30\$ 10-400-PA-35\$   | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer<br>Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64329 | 长杆螺钉, 万向   | 外径4.00mm; 长度20mm\$外径<br>4.00mm; 长度25mm\$外径<br>4.00mm; 长度30mm\$外径         | 10-400-PA-20\$ 10-<br>400-PA-25\$ 10-400-<br>PA-30\$ 10-400-PA-35\$   | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer<br>Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64330 | 长杆螺钉, 万向   | 外径4.00mm; 长度20mm\$外径<br>4.00mm; 长度25mm\$外径<br>4.00mm; 长度30mm\$外径         | 10-400-PA-20\$ 10-<br>400-PA-25\$ 10-400-<br>PA-30\$ 10-400-PA-35\$   | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer<br>Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64331 | 长杆螺钉, 万向   | 外径4.00mm; 长度20mm\$外径<br>4.00mm; 长度25mm\$外径<br>4.00mm; 长度30mm\$外径         | 10-400-PA-20\$ 10-<br>400-PA-25\$ 10-400-<br>PA-30\$ 10-400-PA-35\$   | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer<br>Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64332 | 长杆螺钉, 定向   | 外径4.00mm; 长度25mm\$外径<br>4.00mm; 长度30mm\$外径<br>4.00mm; 长度35mm\$外径         | 10-475-FX-25\$ 10-<br>475-FX-30\$ 10-475-<br>FX-35\$ 10-475-FX-40\$   | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer<br>Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64333 | 长杆螺钉, 定向   | 外径4.00mm; 长度25mm\$外径<br>4.00mm; 长度30mm\$外径<br>4.00mm; 长度35mm\$外径         | 10-475-FX-25\$ 10-<br>475-FX-30\$ 10-475-<br>FX-35\$ 10-475-FX-40\$   | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer<br>Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64334 | 长杆螺钉, 定向   | 外径4.00mm; 长度25mm\$外径<br>4.00mm; 长度30mm\$外径<br>4.00mm; 长度35mm\$外径         | 10-475-FX-25\$ 10-<br>475-FX-30\$ 10-475-<br>FX-35\$ 10-475-FX-40\$   | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer<br>Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64335 | 长杆螺钉, 定向   | 外径4.00mm; 长度25mm\$外径<br>4.00mm; 长度30mm\$外径<br>4.00mm; 长度35mm\$外径         | 10-475-FX-25\$ 10-<br>475-FX-30\$ 10-475-<br>FX-35\$ 10-475-FX-40\$   | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer<br>Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64336 | 矫形棒, 预先弯曲型 | 直径5.5mm; 长度35\$直径<br>5.5mm; 长度 40\$直径5.5mm; 长<br>度 45\$直径5.5mm; 长度 50\$直 | 10-55-pr-35\$ 10-55-<br>pr-40\$ 10-55-pr-45\$<br>10-55-pr-50\$ 10-55- | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer<br>Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64337 | 矫形棒, 预先弯曲型 | 直径5.5mm; 长度95\$直径<br>5.5mm; 长度 100\$直径5.5mm;<br>长度 105\$直径5.5mm; 长度      | 10-55-pr-95\$ 10-55-<br>pr-100\$ 10-55-pr-<br>105\$ 10-55-pr-110\$    | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer<br>Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64338 | 矫形棒, 六角形末端 | 直径5.5mm; 长度120\$直径<br>5.5mm; 长度 150mm                                    | 10-55-RH-120\$ 10-55-<br>RH-150                                       | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer<br>Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64339 | 矫形棒, 六角形末端 | 直径5.5mm; 长度120\$直径<br>5.5mm; 长度 150mm                                    | 10-55-RH-120\$ 10-55-<br>RH-150                                       | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer<br>Surgical Technology U.S.A.) |      |

| 流水号     | 产品名称                      | 产品规格                                                                                       | 产品型号                                                              | 生产企业                                                                     | 挂网企业 |
|---------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|
| JC64340 | 矫形棒，六角形末端                 | 直径5.5mm；长度200\$直径5.5mm；长度 400mm                                                            | 10-55-RH-200\$ 10-55-RH-400                                       | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64341 | 矫形棒，六角形末端                 | 直径5.5mm；长度200\$直径5.5mm；长度 400mm                                                            | 10-55-RH-200\$ 10-55-RH-400                                       | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64342 | 矫形棒                       | 直径5.5mm；长度100\$直径5.5mm；长度 110mm                                                            | 10-55-RR-100\$ 10-55-RR-110                                       | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64343 | 矫形棒                       | 直径5.5mm；长度35\$直径5.5mm；长度 40\$直径5.5mm；长度 50\$直径5.5mm；长度 60\$直                               | 10-55-RR-35\$ 10-55-RR-40\$ 10-55-RR-50\$ 10-55-RR-60\$ 10-55-    | 美国Pioneer Surgical Technology, Inc. (Pioneer Surgical Technology U.S.A.) |      |
| JC64350 | 颈椎融合器                     | 13*12*5\$13*12*6\$13*12*7\$16*15*5\$16*15*6\$16*15*7\$19*15*5\$19*15*6\$19*15*7\$19*15*8\$ | AR2C51213\$<br>AR2C61213\$<br>AR2C71213\$                         | 法国SPINWAY S.A.S                                                          |      |
| JC64351 | LP Corsslink 5.5MM低切迹横连接板 | 钛合金，5.5MM棒棒连接头，L=.375' '\$钛合金，5.5MM低切迹横连接板，L=.625' '\$，钛                                   | 811-300\$ 811-301\$<br>811-302\$ 811-303\$<br>811-304\$ 811-305\$ | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc.                                     |      |
| JC64356 | TSRH脊柱内固定系统 棒             | 1 / 4' '\$ 钛合金棒，L=20' '\$ (51CM)                                                           | 828-083                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc.                                     |      |
| JC64357 | TSRH脊柱内固定系统 棒             | 1 / 4' '\$ 钛合金棒，L=20' '\$ (51CM)                                                           | 828-083                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc.                                     |      |
| JC64358 | TSRH脊柱内固定系统 棒             | 1 / 4' '\$ 钛合金棒，L=20' '\$ (51CM)                                                           | 828-083                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc.                                     |      |
| JC64359 | TSRH脊柱内固定系统 棒             | 1 / 4' '\$ 钛合金棒，L=20' '\$ (51CM)                                                           | 828-083                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc.                                     |      |
| JC64360 | TSRH脊柱内固定系统 棒             | 1 / 4' '\$ 钛合金棒，L=20' '\$ (51CM)                                                           | 828-083                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc.                                     |      |
| JC64362 | TSRH脊柱内固定系统 棒             | 1 / 4' '\$ 钛合金棒，L=20' '\$ (51CM)                                                           | 828-083                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc.                                     |      |



| 流水号     | 产品名称                    | 产品规格                                                                   | 产品型号                                                              | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| JC64363 | TSRH脊柱内固定系统 棒           | 1 / 4' ' 钛合金棒, L=20' ' (51CM)                                          | 828-083                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64364 | TSRH脊柱内固定系统 棒           | 1 / 4' ' 钛合金棒, L=20' ' (51CM)                                          | 828-083                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64365 | TSRH脊柱内固定系统 棒           | 1 / 4' ' 钛合金棒, L=20' ' (51CM)                                          | 828-083                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64366 | TSRH脊柱内固定系统 棒           | 1 / 4' ' 钛合金棒, L=20' ' (51CM)                                          | 828-083                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64367 | TSRH脊柱内固定系统 棒           | 1 / 4' ' 钛合金棒, L=20' ' (51CM)                                          | 828-083                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64368 | TSRH脊柱内固定系统 棒           | 1 / 4' ' 钛合金棒, L=20' ' (51CM)                                          | 828-083                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64370 | TSRH脊柱内固定系统 顶锁T<br>螺栓螺母 | 钛合金, 锁紧螺钉                                                              | 828-190                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64372 | TSRH脊柱内固定系统 顶锁T<br>螺栓螺母 | 钛合金, 锁紧螺钉                                                              | 828-190                                                           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64374 | TSRH脊柱内固定系统 可调钉<br>眼螺栓  | 钛合金, T型螺栓, 1 / 4' ' , 小<br>\$钛合金 , T型螺栓, 1 / 4' ' , 中\$钛合金 , T型螺栓, 1 / | 828-193C\$ 828-194C\$<br>828-195C\$                               | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64375 | TSRH脊柱内固定系统 可调角<br>度螺钉  | 5.5MM可调角度螺钉,<br>L=30MM\$5.5M M可调角度螺钉,<br>L=35MM\$5.5M M可调角度螺钉,         | 828-780\$ 828-785\$<br>828-790\$ 828-795\$<br>828-830\$ 828-835\$ | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64377 | TSRH脊柱内固定系统 可调角<br>度螺钉  | 5.5MM可调角度螺钉,<br>L=30MM\$5.5M M可调角度螺钉,<br>L=35MM\$5.5M M可调角度螺钉,         | 828-780\$ 828-785\$<br>828-790\$ 828-795\$<br>828-830\$ 828-835\$ | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64379 | 锁定螺帽                    | MB1LS\$MB2LS\$                                                         | MB1LS\$ MB2LS\$                                                   | 法国SPINeway S. A. S                   |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                                                                                    | 产品型号                                      | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| JC64380 | 锁定螺帽      | MB1LS\$MB2LS\$                                                                                          | MB1LS\$ MB2LS\$                           | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC64381 | 锁定螺帽      | MB1LS\$MB2LS\$                                                                                          | MB1LS\$ MB2LS\$                           | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC64382 | 锁定螺帽      | MB1LS\$MB2LS\$                                                                                          | MB1LS\$ MB2LS\$                           | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC64383 | 单轴向长臂椎弓根钉 | 4. 0*25mm\$4. 0*30mm\$4. 0*35mm\$4. 0*40mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 0*45mm\$6. 0*35mm\$6. 0 | MB1MSS425\$<br>MB1MSS430\$<br>MB1MSS435\$ | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC64384 | 单轴向长臂椎弓根钉 | 4. 0*25mm\$4. 0*30mm\$4. 0*35mm\$4. 0*40mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 0*45mm\$6. 0*35mm\$6. 0 | MB1MSS425\$<br>MB1MSS430\$<br>MB1MSS435\$ | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC64385 | 单轴向长臂椎弓根钉 | 4. 0*25mm\$4. 0*30mm\$4. 0*35mm\$4. 0*40mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 0*45mm\$6. 0*35mm\$6. 0 | MB1MSS425\$<br>MB1MSS430\$<br>MB1MSS435\$ | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC64386 | 多轴长臂椎弓根螺钉 | 4. 0*25mm\$4. 0*30mm\$4. 0*35mm\$4. 0*40mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 0*45mm\$6. 0*35mm\$6. 0 | MB1PSS425\$<br>MB1PSS430\$<br>MB1PSS435\$ | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC64387 | 多轴长臂椎弓根螺钉 | 4. 0*25mm\$4. 0*30mm\$4. 0*35mm\$4. 0*40mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 0*45mm\$6. 0*35mm\$6. 0 | MB1PSS425\$<br>MB1PSS430\$<br>MB1PSS435\$ | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC64388 | 多轴长臂椎弓根螺钉 | 4. 0*25mm\$4. 0*30mm\$4. 0*35mm\$4. 0*40mm\$5. 0*30mm\$5. 0*35mm\$5. 0*40mm\$5. 0*45mm\$6. 0*35mm\$6. 0 | MB1PSS425\$<br>MB1PSS430\$<br>MB1PSS435\$ | 法国SPINEWAY S. A. S                   |      |
| JC64389 | 钛网融合器     | 圆形钛网, 直径13毫米*30毫米\$<br>圆形钛网, 直径16毫米*30毫米                                                                | 905-133\$905-163                          | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64390 | 钛网融合器     | 圆形钛网, 直径13毫米*70毫米\$<br>圆形钛网, 直径16毫米*60毫米                                                                | 905-137\$905-166                          | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64391 | 钛网融合器     | 圆形钛网, 直径19毫米*40毫米                                                                                       | 905-194                                   | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                    | 产品规格                                                      | 产品型号              | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|---------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------|
| JC64392 | 钛网融合器                   | 圆形钛网，直径19毫米*90毫米                                          | 905-199           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64393 | 钛网融合器                   | 圆形钛网，直径25毫米*长100毫米                                        | 905-251           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64394 | 钛网融合器                   | 圆形钛网，直径25毫米*长60毫米                                         | 905-256           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64395 | 钛网融合器                   | 19毫米钛网环                                                   | 905-299           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64396 | 钛网融合器                   | 25毫米钛网环                                                   | 905-399           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64397 | 钛网融合器                   | 椭圆形钛网，直径10毫米*14毫米，长70毫米                                   | 905-407           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64398 | 脊柱内固定系统（商品名：VANTAGE）-螺母 | 螺母                                                        | 9330000           | 美国Medtronic Sofamor Danek, USA, Inc. |      |
| JC64766 | 球囊导管                    | JSB153A\$JSB203A                                          | JSB153A\$ JSB203A | 韩国精诚实业有限公司                           |      |
| JC64767 | 球囊导管                    | JSB153A\$JSB203A                                          | JSB153A\$ JSB203A | 韩国精诚实业有限公司                           |      |
| JC64804 | 浅螺纹螺钉                   | 直径2.0mm，长度:5mm\$直径2.0mm，长度:6mm\$直径2.0mm，长度:7mm\$直径2.0mm，长 | HAQ02             | 苏州艾迪尔医疗器械有限公司                        |      |
| JC64808 | 浅螺纹螺钉                   | 直径2.0mm，长度:5mm\$直径2.0mm，长度:6mm\$直径2.0mm，长度:7mm\$直径2.0mm，长 | HAQ02             | 苏州艾迪尔医疗器械有限公司                        |      |
| JC64809 | 浅螺纹螺钉                   | 直径2.0mm，长度:5mm\$直径2.0mm，长度:6mm\$直径2.0mm，长度:7mm\$直径2.0mm，长 | HAQ02             | 苏州艾迪尔医疗器械有限公司                        |      |

| 流水号     | 产品名称                           | 产品规格                                                       | 产品型号     | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|
| JC64810 | 浅螺纹螺钉                          | 直径2.0mm，长度:5mm\$直径2.0mm，长度:6mm\$直径2.0mm，长度:7mm\$直径2.0mm，长  | HAQ02    | 苏州艾迪尔医疗器械有限公司 |      |
| JC64880 | 浅螺纹螺钉（ $\varnothing$ 4.0全牙不锈钢） | 直径:4.0mm;长度:8mm\$直径:4.0mm;长度:10mm\$直径:4.0mm;长度:12mm\$直     | HAQ03    | 苏州艾迪尔医疗器械有限公司 |      |
| JC64948 | 深螺纹螺钉（ $\varnothing$ 4.5半牙不锈钢） | 直径:4.5mm;长度:8mm\$直径:4.5mm;长度:10mm\$直径:4.5mm;长度:12mm\$直     | HBQ03    | 苏州艾迪尔医疗器械有限公司 |      |
| JC65001 | 深螺纹螺钉（ $\varnothing$ 4.5半牙不锈钢） | 直径:4.5mm，长度L=10mm\$直径:4.5mm，长度L=12mm\$直径:4.5mm，长度L=14mm\$直 | HBQ03    | 苏州艾迪尔医疗器械有限公司 |      |
| JC65801 | 颈椎前路钢板                         | 38mm\$41mm\$44mm\$47mm\$50mm\$53mm\$56mm\$59mm             | YJZ（Q）01 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC65802 | 颈椎前路钢板                         | 62mm\$65mm                                                 | YJZ（Q）01 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC65803 | 颈椎前路钢板                         | L：25mm\$L：27mm\$L：30mm\$L：32mm\$L：35mm                     | YJZ（Q）01 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC65804 | 颈椎前路辅助锁定板                      | 62mm\$65mm                                                 | YJZ（Q）02 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC65805 | 颈椎前路辅助锁定板                      | 25mm\$27mm\$30mm\$32mm\$35mm                               | YJZ（Q）02 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC65806 | 颈椎前路辅助锁定板                      | 38mm\$41mm\$44mm\$47mm\$50mm\$53mm\$56mm\$59mm             | YJZ（Q）02 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC65807 | 颈椎前路自动锁定板                      | 38mm\$41mm\$44mm\$47mm\$50mm\$53mm\$56mm\$59mm             | YJZ（Q）03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC65808 | 颈椎前路自动锁定板                      | 62mm\$65mm                                                 | YJZ（Q）03 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                      | 产品规格                                                                    | 产品型号                                       | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------|
| JC65809 | 颈椎前路自动锁定板                 | 25mm\$27mm\$30mm\$32mm\$35mm                                            | YJZ (Q) 03                                 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC67058 | 指掌长T形接骨板（头3孔 / 头4孔 / 头5孔） | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 01                           | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC67059 | 指掌长T形接骨板（头3孔 / 头4孔 / 头5孔） | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 01                           | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC67060 | 指掌小T形接骨板                  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 02                           | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC67061 | 指掌小T形接骨板                  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 02                           | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC67062 | 斜T形接骨板（头4孔 / 头3孔）         | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 03\$解剖型接骨板YSQ (Z) 04         | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC67063 | 斜T形接骨板（头4孔 / 头3孔）         | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 03\$解剖型接骨板YSQ (Z) 04         | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC67064 | T形（单弯 / 双弯）接骨板            | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 06\$解剖型接骨板YSQ (Z) 07\$解剖型接骨板 | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC67065 | T形（单弯 / 双弯）接骨板            | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 06\$解剖型接骨板YSQ (Z) 07\$解剖型接骨板 | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC67066 | 小T形接骨板（头3孔 / 头4孔）         | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 08\$解剖型接骨板YSQ (Z) 26         | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC67067 | 小T形接骨板（头3孔 / 头4孔）         | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 08\$解剖型接骨板YSQ (Z) 26         | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC67068 | 重建型锁骨钩接骨板                 | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔     | 解剖型接骨板YSQ (Z) 104\$解剖型接骨板YSQ (Z) 105       | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |

| 流水号     | 产品名称                   | 产品规格                                                                        | 产品型号                                        | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|
| JC67069 | 重建型锁骨钩接骨板              | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔         | 解剖型接骨板YSQ (Z) 104\$解剖型接骨板YSQ (Z) 105        | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67070 | 锁骨钩 I                  | 3孔                                                                          | 解剖型接骨板YSQ (Z) 106\$解剖型接骨板YSQ (Z) 107        | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67071 | 锁骨钩 I                  | 3孔                                                                          | 解剖型接骨板YSQ (Z) 106\$解剖型接骨板YSQ (Z) 107        | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67072 | 解剖型锁骨钩 ( I / II / III) | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔         | 解剖型接骨板YSQ (Z) 110\$解剖型接骨板YSQ (Z) 111\$解剖型接骨 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67073 | 解剖型锁骨钩 ( I / II / III) | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔         | 解剖型接骨板YSQ (Z) 110\$解剖型接骨板YSQ (Z) 111\$解剖型接骨 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67074 | 胫骨近端后侧接骨板              | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 116\$解剖型接骨板YSQ (Z) 117        | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67075 | 胫骨近端后侧接骨板              | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 116\$解剖型接骨板YSQ (Z) 117        | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67076 | 骨夹                     | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 118                           | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67077 | L形 (双曲 / 单曲) 接骨板       | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔     | 解剖型接骨板YSQ (Z) 12\$解剖型接骨板YSQ (Z) 13\$解剖型接骨板  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67078 | L形 (双曲 / 单曲) 接骨板       | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔     | 解剖型接骨板YSQ (Z) 12\$解剖型接骨板YSQ (Z) 13\$解剖型接骨板  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67079 | 桡骨远端背侧接骨板              | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔                                   | 解剖型接骨板YSQ (Z) 123                           | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67080 | 桡骨远端背侧接骨板              | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔                                   | 解剖型接骨板YSQ (Z) 123                           | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                                    | 产品型号                                        | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|
| JC67081 | (宽头 / 窄头) 斜T形掌侧接骨板 | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔           | 解剖型接骨板YSQ (Z) 124\$解剖型接骨板YSQ (Z) 125\$解剖型接骨 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67082 | (宽头 / 窄头) 斜T形掌侧接骨板 | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔           | 解剖型接骨板YSQ (Z) 124\$解剖型接骨板YSQ (Z) 125\$解剖型接骨 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67083 | 指掌斜L形接骨板           | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 16\$解剖型接骨板YSQ (Z) 17          | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67084 | 指掌斜L形接骨板           | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 16\$解剖型接骨板YSQ (Z) 17          | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67085 | 指掌 (大L / 小L) 形接骨板  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 18\$解剖型接骨板YSQ (Z) 19\$解剖型接骨板  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67086 | 指掌 (大L / 小L) 形接骨板  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 18\$解剖型接骨板YSQ (Z) 19\$解剖型接骨板  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67087 | 三叶型接骨板             | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 24                            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67088 | 三叶型接骨板             | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 24                            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67089 | 股骨近端外侧接骨板          | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 27\$解剖型接骨板YSQ (Z) 28          | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67090 | 股骨近端外侧接骨板          | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 27\$解剖型接骨板YSQ (Z) 28          | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67091 | 弧形接骨板 I            | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                                                          | 解剖型接骨板YSQ (Z) 29                            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67092 | 弧形接骨板 I            | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                                                          | 解剖型接骨板YSQ (Z) 29                            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                                                | 产品规格                                                                    | 产品型号                                       | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------|
| JC67093 | 弧形接骨板 I                                             | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                     | 解剖型接骨板YSQ (Z) 29                           | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67094 | 弧形接骨板 I                                             | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                     | 解剖型接骨板YSQ (Z) 29                           | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67095 | 尺骨鹰嘴接骨板                                             | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 31                           | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67096 | 尺骨鹰嘴接骨板                                             | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 31                           | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67097 | 胫骨平台（外侧 / 内侧）接骨板                                    | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 37\$解剖型接骨板YSQ (Z) 38\$解剖型接骨板 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67098 | 胫骨平台（外侧 / 内侧）接骨板                                    | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 37\$解剖型接骨板YSQ (Z) 38\$解剖型接骨板 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67099 | 跟骨接骨板（I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX） | 跟骨接骨板 I 11孔\$跟骨接骨板 II 13孔\$跟骨接骨板 III 13孔\$跟骨接骨板 IV 15孔\$跟骨接骨板 V 12~     | 解剖型接骨板YSQ (Z) 41\$解剖型接骨板YSQ (Z) 42\$解剖型接骨板 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67100 | 跟骨接骨板（I / II / III / IV / V / VI / VII / VIII / IX） | 跟骨接骨板 I 11孔\$跟骨接骨板 II 13孔\$跟骨接骨板 III 13孔\$跟骨接骨板 IV 15孔\$跟骨接骨板 V 12~     | 解剖型接骨板YSQ (Z) 41\$解剖型接骨板YSQ (Z) 42\$解剖型接骨板 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67101 | 鹰嘴窝接骨板                                              | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 56\$解剖型接骨板YSQ (Z) 57         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67102 | 鹰嘴窝接骨板                                              | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 56\$解剖型接骨板YSQ (Z) 57         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67103 | 胫骨远端（外侧 / 内侧）接骨板                                    | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 58\$解剖型接骨板YSQ (Z) 59\$解剖型接骨板 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67104 | 胫骨远端（外侧 / 内侧）接骨板                                    | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 58\$解剖型接骨板YSQ (Z) 59\$解剖型接骨板 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                                    | 产品型号                                       | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------|
| JC67105 | 胫骨远端叉形接骨板        | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 62\$解剖型接骨板YSQ (Z) 63         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67106 | 胫骨远端叉形接骨板        | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 62\$解剖型接骨板YSQ (Z) 63         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67107 | 股骨远端外侧接骨板        | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 64\$解剖型接骨板YSQ (Z) 65         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67108 | 股骨远端外侧接骨板        | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 64\$解剖型接骨板YSQ (Z) 65         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67109 | 肱骨远端外侧接骨板        | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 66\$解剖型接骨板YSQ (Z) 67         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67110 | 肱骨远端外侧接骨板        | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 66\$解剖型接骨板YSQ (Z) 67         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67111 | 肱骨内上髁接骨板         | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 68                           | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67112 | 肱骨内上髁接骨板         | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 68                           | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67113 | 鹰嘴钩接骨板           | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 73\$解剖型接骨板YSQ (Z) 74         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67114 | 鹰嘴钩接骨板           | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 73\$解剖型接骨板YSQ (Z) 74         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67115 | 肱骨近端（外侧 / 解剖）接骨板 | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 75\$解剖型接骨板YSQ (Z) 76\$解剖型接骨板 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC67116 | 肱骨近端（外侧 / 解剖）接骨板 | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 75\$解剖型接骨板YSQ (Z) 76\$解剖型接骨板 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                 | 产品规格                                                                    | 产品型号                                       | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|------|
| JC67117 | 股骨蛇形接骨板              | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 83\$解剖型接骨板YSQ (Z) 84         | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC67118 | 股骨蛇形接骨板              | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ (Z) 83\$解剖型接骨板YSQ (Z) 84         | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC67119 | S型锁骨接骨板              | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔     | 解剖型接骨板YSQ (Z) 86\$解剖型接骨板YSQ (Z) 87         | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC67120 | S型锁骨接骨板              | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔     | 解剖型接骨板YSQ (Z) 86\$解剖型接骨板YSQ (Z) 87         | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC67121 | 锁骨（肩胛段 / 中段 / 内段）接骨板 | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                             | 解剖型接骨板YSQ (Z) 90\$解剖型接骨板YSQ (Z) 91\$解剖型接骨板 | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC67122 | 锁骨（肩胛段 / 中段 / 内段）接骨板 | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                             | 解剖型接骨板YSQ (Z) 90\$解剖型接骨板YSQ (Z) 91\$解剖型接骨板 | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC67123 | 肱骨外上髁接骨板             | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                               | 解剖型接骨板YSQ (Z) 96\$解剖型接骨板YSQ (Z) 97         | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC67124 | 肱骨外上髁接骨板             | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                               | 解剖型接骨板YSQ (Z) 96\$解剖型接骨板YSQ (Z) 97         | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC67125 | 腓骨远端接骨板（ I ）         | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔       | 解剖型接骨板YSQ (Z) 98\$解剖型接骨板YSQ (Z) 99\$解剖型接骨板 | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC67126 | 腓骨远端接骨板（ I ）         | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔       | 解剖型接骨板YSQ (Z) 98\$解剖型接骨板YSQ (Z) 99\$解剖型接骨板 | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC67183 | 胸腰椎后路钉棒系统固定直棒        | 60mm\$ 70mm\$ 80mm\$ 90mm                                               | BZYZ                                       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| JC67184 | 胸腰椎后路钉棒系统固定直棒        | 60mm\$ 70mm\$ 80mm\$ 90mm                                               | BZYZ                                       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                                                 | 产品型号                            | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|------|
| JC67185 | 胸腰椎后路钉棒系统固定直棒 | 100mm\$ 110mm\$ 120mm\$ 130mm\$ 140mm\$ 150mm\$ 160mm\$ 170mm\$ 180mm\$ 190mm                        | BZYZ                            | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| JC67186 | 胸腰椎后路钉棒系统固定直棒 | 60mm\$ 70mm\$ 80mm\$ 90mm                                                                            | BZYZ                            | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| JC67187 | 胸腰椎后路钉棒系统固定直棒 | 100mm\$ 110mm\$ 120mm\$ 130mm\$ 140mm\$ 150mm\$ 160mm\$ 170mm\$ 180mm\$ 190mm                        | BZYZ                            | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| JC67188 | 胸腰椎后路钉棒系统固定直棒 | 60mm\$ 70mm\$ 80mm\$ 90mm                                                                            | BZYZ                            | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| JC67189 | 胸腰椎后路钉棒系统固定直棒 | 100mm\$ 110mm\$ 120mm\$ 130mm\$ 140mm\$ 150mm\$ 160mm\$ 170mm\$ 180mm\$ 190mm                        | BZYZ                            | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| JC67190 | 胸腰椎后路钉棒系统固定直棒 | 100mm\$ 110mm\$ 120mm\$ 130mm\$ 140mm\$ 150mm\$ 160mm\$ 170mm\$ 180mm\$ 190mm                        | BZYZ                            | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| JC67191 | 方向式螺钉 钛合金     | 直径：14mm；长度：9mm                                                                                       | JZGG-XII型                       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| JC67192 | 方向式螺钉 钛合金     | 直径：14mm；长度：9mm                                                                                       | JZGG-XII型                       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| JC67193 | 方向式螺钉 钛合金     | 直径：14mm；长度：9mm                                                                                       | JZGG-XII型                       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| JC67194 | 方向式螺钉 钛合金     | 直径：14mm；长度：9mm                                                                                       | JZGG-XII型                       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| JC67195 | 克氏针           | 25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105 | GZB01\$GZB04                    | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| JC67196 | 骨圆针           | 25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105 | GZZh01\$GZZh04\$GZLW01\$GZLW011 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                                                                  | 产品型号                                                   | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------|
| JC67313 | III型点接触肱骨近端骨板  | 70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$1  | YSZ (Q) 013孔\$YSZ (Q) 014孔\$YSZ (Q) 015孔\$YSZ (Q) 016孔 | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67314 | III型点接触胫骨髁部外侧  | 60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135  | YSZ (Q) 02孔数3孔\$YSZ (Q) 02孔数4孔\$YSZ (Q) 02孔数5孔         | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67315 | III型点接触胫骨髁部内侧  | 60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135  | YSZ (Q) 03孔数3孔\$YSZ (Q) 03孔数4孔\$YSZ (Q) 03孔数5孔         | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67316 | III型点接触桡骨远端骨板  | 40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$1 | YSZ (Q) 04孔数3孔\$YSZ (Q) 04孔数4孔\$YSZ (Q) 04孔数5孔         | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67317 | III型点接触股骨髁骨板   | 60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135  | YSZ (Q) 05孔数3孔\$YSZ (Q) 05孔数4孔\$YSZ (Q) 05孔数5孔         | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67318 | III型点接触肱骨远端骨板  | 60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135  | YSZ (Q) 06孔数4孔\$YSZ (Q) 06孔数5孔\$YSZ (Q) 06孔数6孔         | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67319 | III型点接触股骨粗隆部骨板 | 70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$1  | YSZ (Q) 08孔数3孔\$YSZ (Q) 08孔数4孔\$YSZ (Q) 08孔数5孔         | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67320 | III型点接触尺骨鹰嘴骨板  | 50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm  | YSZ (Q) 09孔数2孔\$YSZ (Q) 09孔数3孔\$YSZ (Q) 09孔数4孔         | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67321 | III型点接触跟骨骨板    | 40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$1 | YSZ (Q) 10孔数6孔\$YSZ (Q) 10孔数7孔\$YSZ (Q) 10孔数8孔         | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67322 | III型点接触胫骨远端骨板  | 80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$145mm\$150mm   | YSZ (Q) 11孔数4孔\$YSZ (Q) 11孔数5孔\$YSZ (Q) 11孔数6孔         | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67323 | III型点接触胫骨髁骨板   | 80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$145mm\$150mm   | YSZ (Q) 12孔数4孔\$YSZ (Q) 12孔数5孔\$YSZ (Q) 12孔数6孔         | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67324 | III型点接触股骨近端骨板  | 70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$1  | YSZ (Q) 13孔数3孔\$YSZ (Q) 13孔数4孔\$YSZ (Q) 13孔数5孔         | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                                                                                              | 产品型号                                                    | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|------|
| JC67325 | III型点接触钩骨板    | 60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135                                              | YSZ (Q) 14孔数3孔<br>\$YSZ (Q) 14孔数4孔<br>\$YSZ (Q) 14孔数5孔  | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67326 | III型点接触多翼骨板   | 20mm\$25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm                                             | YSZ (Q) 15孔数2孔<br>\$YSZ (Q) 15孔数3孔<br>\$YSZ (Q) 15孔数4孔  | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67327 | III型点接触重建弧型骨板 | 30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm                                                                                  | YSZ (Q) 16孔数5孔<br>\$YSZ (Q) 16孔数6孔<br>\$YSZ (Q) 16孔数7孔  | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67328 | III型点接触重建弧型骨板 | 80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$145mm\$150mm                                               | YSZ (Q) 16孔数8孔<br>\$YSZ (Q) 16孔数9孔<br>\$YSZ (Q) 16孔数10孔 | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67329 | III型点接触手足部骨板  | 10mm\$15mm\$20mm\$25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm                                                                                  | ZSZ (Q) 01孔数2孔<br>\$ZSZ (Q) 01孔数3孔<br>\$ZSZ (Q) 01孔数4孔  | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67330 | III型点接触桡尺骨骨板  | 50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm                                              | ZSZ (Q) 02孔数3孔<br>\$ZSZ (Q) 02孔数4孔<br>\$ZSZ (Q) 02孔数5孔  | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67331 | III型点接触管型骨板   | 40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm                                  | ZSZ (Q) 03孔数3孔<br>\$ZSZ (Q) 03孔数4孔<br>\$ZSZ (Q) 03孔数5孔  | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67332 | III型点接触肩锁骨板   | 50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm                                              | ZSZ (Q) 04孔数4孔<br>\$ZSZ (Q) 04孔数5孔<br>\$ZSZ (Q) 04孔数6孔  | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67333 | III型点接触腓骨骨板   | 40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm                                  | ZSZ (Q) 05孔数3孔<br>\$ZSZ (Q) 05孔数4孔<br>\$ZSZ (Q) 05孔数5孔  | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67334 | III型点接触肱骨干骨板  | 70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$145mm\$150mm                                   | ZSZ (Q) 06孔数4孔<br>\$ZSZ (Q) 06孔数5孔<br>\$ZSZ (Q) 06孔数6孔  | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67335 | III型点接触胫骨骨板   | 80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$145mm\$150mm                                               | ZSZ (Q) 06孔数4孔<br>\$ZSZ (Q) 06孔数5孔<br>\$ZSZ (Q) 06孔数6孔  | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67336 | III型点接触股骨骨板   | 100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$145mm\$150mm\$155mm\$160mm\$165mm\$170mm\$175mm\$180mm\$185mm\$190mm\$195mm\$200mm | ZSZ (Q) 07孔数5孔<br>\$ZSZ (Q) 07孔数6孔<br>\$ZSZ (Q) 07孔数7孔  | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                                                          | 产品型号                                                     | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------|
| JC67337 | III型点接触重建骨板   | 84mm\$ 89mm\$ 94mm\$ 99mm\$<br>104mm\$ 109mm\$ 114mm\$ 119mm\$<br>124mm\$ 129mm\$ 134mm\$ 139mm\$             | ZSZ (Q) 08孔数8孔<br>\$ZSZ (Q) 08孔数9孔<br>\$ZSZ (Q) 08孔数10孔  | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67338 | III型点接触重建骨板   | 30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55m<br>m\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm                                          | ZSZ (Q) 08孔数3孔<br>\$ZSZ (Q) 08孔数4孔<br>\$ZSZ (Q) 08孔数5孔   | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67339 | III型点接触腓骨远端骨板 | 50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75m<br>m\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$<br>105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm  | ZSZ (Q) 09孔数3孔<br>\$ZSZ (Q) 09孔数4孔<br>\$ZSZ (Q) 09孔数5孔   | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67340 | III型点接触股骨颈骨板  | 70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95m<br>m\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120<br>mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$1  | ZSZ (Q) 10孔数3孔<br>\$ZSZ (Q) 10孔数4孔<br>\$ZSZ (Q) 10孔数5孔   | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67341 | 双锁定肱骨近端骨板     | 70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95m<br>m\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120<br>mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$1  | YSZ (Q) 01孔数3孔<br>\$YSZ (Q) 01孔数4孔<br>\$YSZ (Q) 01孔数5孔   | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67342 | 双锁定胫骨髁部外侧骨板   | 60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85m<br>m\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm<br>\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135  | YSZ (Q) 02数3孔\$YSZ<br>(Q) 02孔数4孔\$YSZ<br>(Q) 02孔数5孔\$YSZ | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67343 | 双锁定胫骨髁部内侧骨板   | 60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85m<br>m\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm<br>\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135  | YSZ (Q) 03孔数3孔<br>\$YSZ (Q) 03孔数4孔<br>\$YSZ (Q) 03孔数5孔   | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67344 | 双锁定桡骨远端骨板     | 40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65m<br>m\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$9<br>5mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$1 | YSZ (Q) 04孔数3孔<br>\$YSZ (Q) 04孔数4孔<br>\$YSZ (Q) 04孔数5孔   | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67345 | 双锁定股骨髁骨板      | 60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85m<br>m\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm<br>\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135  | YSZ (Q) 05孔数3孔<br>\$YSZ (Q) 05孔数4孔<br>\$YSZ (Q) 05孔数5孔   | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67346 | 双锁定肱骨远端骨板     | 60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85m<br>m\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm<br>\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135  | YSZ (Q) 06孔数4孔<br>\$YSZ (Q) 06孔数5孔<br>\$YSZ (Q) 06孔数6孔   | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67347 | 双锁定股骨粗隆部骨板    | 70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95m<br>m\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120<br>mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$1  | YSZ (Q) 08孔数3孔<br>\$YSZ (Q) 08孔数4孔<br>\$YSZ (Q) 08孔数5孔   | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67348 | 双锁定尺骨鹰嘴骨板     | 50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75m<br>m\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$<br>105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm  | YSZ (Q) 09孔数2孔<br>\$YSZ (Q) 09孔数3孔<br>\$YSZ (Q) 09孔数4孔   | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                                                                                                                                                                                                    | 产品型号                                                            | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------|
| JC67349 | 双锁定胫骨远端骨板 | 80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$145mm\$150mm                                                                                                                     | YSZ (Q) 11孔数4孔<br>\$YSZ (Q) 11孔数5孔<br>\$YSZ (Q) 11孔数6孔          | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67350 | 双锁定胫骨髌骨板  | 80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$145mm\$150mm                                                                                                                     | YSZ (Q) 12孔数4孔<br>\$YSZ (Q) 12孔数5孔<br>\$YSZ (Q) 12孔数6孔          | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67351 | 双锁定股骨近端骨板 | 70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$145mm\$150mm                                                                                                         | YSZ (Q) 13孔数3孔<br>\$YSZ (Q) 13孔数4孔<br>\$YSZ (Q) 13孔数5孔          | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67352 | 双锁定钩骨板    | 60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$145mm\$150mm                                                                                             | YSZ (Q) 14孔数3孔<br>\$YSZ (Q) 14孔数4孔<br>\$YSZ (Q) 14孔数5孔          | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67353 | 双锁定多翼骨板   | 20mm\$25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$145mm\$150mm                                             | YSZ (Q) 15孔数2孔<br>\$YSZ (Q) 15孔3孔\$YSZ (Q) 15孔4孔\$YSZ (Q) 15孔5孔 | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67354 | 双锁定重建弧型骨板 | 30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$145mm\$150mm                                                         | YSZ (Q) 16孔数5孔<br>\$YSZ (Q) 16孔数6孔<br>\$YSZ (Q) 16孔数7孔          | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67355 | 双锁定桡尺骨骨板  | 50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$145mm\$150mm                                                                                 | ZSZ (Q) 02孔数3孔<br>\$ZSZ (Q) 02孔数4孔<br>\$ZSZ (Q) 02孔数5孔          | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67356 | 双锁定肩锁骨板   | 50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$145mm\$150mm                                                                                 | ZSZ (Q) 04孔数4孔<br>\$ZSZ (Q) 04孔数5孔<br>\$ZSZ (Q) 04孔数6孔          | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67357 | 双锁定腓骨骨板   | 40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$145mm\$150mm                                                                     | ZSZ (Q) 05孔数3孔<br>\$ZSZ (Q) 05孔数4孔<br>\$ZSZ (Q) 05孔数5孔          | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67358 | 双锁定胫骨骨板   | 80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$145mm\$150mm                                                                                                                     | ZSZ (Q) 06孔数4孔<br>\$ZSZ (Q) 06孔数5孔<br>\$ZSZ (Q) 06孔数6孔          | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67359 | 双锁定肱骨干骨板  | 70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$145mm\$150mm                                                                                                         | ZSZ (Q) 06孔数4孔<br>\$ZSZ (Q) 06孔数5孔<br>\$ZSZ (Q) 06孔数6孔          | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |
| JC67360 | 双锁定股骨骨板   | 100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm\$125mm\$130mm\$135mm\$140mm\$145mm\$150mm\$155mm\$160mm\$165mm\$170mm\$175mm\$180mm\$185mm\$190mm\$195mm\$200mm\$205mm\$210mm\$215mm\$220mm\$225mm\$230mm\$235mm\$240mm\$245mm\$250mm | ZSZ (Q) 07孔数5孔<br>\$ZSZ (Q) 07孔数6孔<br>\$ZSZ (Q) 07孔数7孔          | 沈阳东亚医疗研究所有限公司 |      |





| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                                                              | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|
| JC68277 | 横向连杆      | 30mm\$40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm                                                | III型 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68278 | 连接杆（棒）    | 95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$120mm\$130mm\$140mm\$150mm\$160mm\$170mm\$180mm\$190mm | III型 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68279 | 连接杆（棒）    | 200mm\$210mm\$220mm\$230mm\$240mm\$250mm\$300mm\$400mm\$500mm                     | III型 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68280 | 横向连杆      | 30mm\$40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm                                                | III型 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68281 | 万向钉       | 螺钉长度（mm）：10mm\$螺钉长度（mm）：12mm\$螺钉长度（mm）：14mm\$螺钉长度                                 | III型 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68282 | U型固定钉     | 螺钉长度（mm）：10mm\$螺钉长度（mm）：12mm\$螺钉长度（mm）：14mm\$螺钉长度                                 | III型 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68283 | U型折断钉     | 螺钉长度（mm）：10mm\$螺钉长度（mm）：12mm\$螺钉长度（mm）：14mm\$螺钉长度                                 | III型 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68284 | U型折断钉     | 螺钉长度（mm）：10mm\$螺钉长度（mm）：12mm\$螺钉长度（mm）：14mm\$螺钉长度                                 | III型 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68285 | 横向连杆      | 30mm\$40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm                                                | III型 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68286 | U型固定钉     | 螺钉长度（mm）：10mm\$螺钉长度（mm）：12mm\$螺钉长度（mm）：14mm\$螺钉长度                                 | III型 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68287 | RF横向连杆钛合金 | 30mm\$40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm                                                | II型  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68288 | RF椎弓根钉钛合金 | 长度：10mm\$长度：12mm\$长度：14mm\$长度：16mm\$长度：18mm\$长度：20mm\$长度：22mm\$长度：                | II型  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称        | 产品规格                                                                         | 产品型号                             | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------|------|
| JC68289 | RF椎弓根钉不锈钢   | 长度：10mm\$长度：12mm\$长度：14mm\$长度：16mm\$长度：18mm\$长度：20mm\$长度：22mm\$长度：           | II型:0度\$II型:5度\$II型:10度\$II型:15度 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68290 | RF横向连杆不锈钢   | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm                                                 | II型:0度\$II型:5度\$II型:10度\$II型:15度 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68291 | RF连接块钛合金    | 30mm                                                                         | II型:0度\$II型:5度\$II型:10度\$II型:15度 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68292 | RF连接杆不锈钢    | 直径：3.0mm；长度：30\$直径：3.0mm；长度：35\$直径：3.0mm；长度：40\$直径：                          | II型:0度\$II型:5度\$II型:10度\$II型:15度 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68293 | RF连接块不锈钢    | 30mm                                                                         | II型；0度\$II型:5度\$II型:10度\$II型:15度 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68294 | RF连接杆钛合金    | 30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm | II型；0度\$II型:5度\$II型:10度\$II型:15度 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68295 | RF提拉椎弓根钉不锈钢 | 长度：10mm\$长度：12mm\$长度：14mm\$长度：16mm\$长度：18mm\$长度：20mm\$长度：22mm\$长度：           | II型；0度\$II型:5度\$II型:10度\$II型:15度 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68296 | RF提拉椎弓根钉钛合金 | 长度：10mm\$长度：12mm\$长度：14mm\$长度：16mm\$长度：18mm\$长度：20mm\$长度：22mm\$长度：           | II型；0度\$II型:5度\$II型:10度\$II型:15度 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68297 | 复位万向螺钉      | 直径：3.0长度：10mm\$直径：3.0长度：12mm\$直径：3.0长度：14mm\$直径：3.0长度：                       | IV型                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68298 | 连接杆         | 30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm       | IV型                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68299 | 活动横联        | 85mm                                                                         | IV型                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68300 | 活动横联        | 85mm                                                                         | IV型                              | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称   | 产品规格                                                                              | 产品型号 | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|
| JC68301 | 定向螺钉   | 直径：3.0长度：10mm\$直径：3.0长度：12mm\$直径：3.0长度：14mm\$直径：3.0长度：                            | IV型  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68302 | 活动横联   | 85mm                                                                              | IV型  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68303 | 复位万向螺钉 | 直径：3.0长度：10mm\$直径：3.0长度：12mm\$直径：3.0长度：14mm\$直径：3.0长度：                            | IV型  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68304 | 复位定向螺钉 | 直径：3.0长度：10mm\$直径：3.0长度：12mm\$直径：3.0长度：14mm\$直径：3.0长度：                            | IV型  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68305 | 连接杆    | 30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm            | IV型  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68306 | 活动横联   | 85mm                                                                              | IV型  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68307 | 连接杆    | 30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm            | IV型  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68308 | 复位定向螺钉 | 直径：3.0长度：10mm\$直径：3.0长度：12mm\$直径：3.0长度：14mm\$直径：3.0长度：                            | IV型  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68309 | 活动横联   | 85mm                                                                              | IV型  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68310 | 定向螺钉   | 直径：3.0长度：10mm\$直径：3.0长度：12mm\$直径：3.0长度：14mm\$直径：3.0长度：                            | IV型  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68311 | 连接杆    | 95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$120mm\$130mm\$140mm\$150mm\$160mm\$170mm\$180mm\$190mm | IV型  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68312 | 定向螺钉   | 直径：3.0长度：10mm\$直径：3.0长度：12mm\$直径：3.0长度：14mm\$直径：3.0长度：                            | IV型  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格                                                               | 产品型号                 | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------|
| JC68313 | 定向螺钉       | 直径：3.0长度：10mm\$直径：3.0长度：12mm\$直径：3.0长度：14mm\$直径：3.0长度：             | IV型                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68314 | 复位定向螺钉     | 直径：3.0长度：10mm\$直径：3.0长度：12mm\$直径：3.0长度：14mm\$直径：3.0长度：             | IV型                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68315 | 连接杆        | 200mm\$210mm\$220mm\$230mm\$240mm\$250mm\$300mm\$400mm\$500mm      | IV型                  | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68316 | AF椎弓根钉 不锈钢 | 长度：10mm\$长度：12mm\$长度：14mm\$长度：16mm\$长度：18mm\$长度：20mm\$长度：22mm\$长度： | I型                   | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68317 | AF穿针块钛合金   | 0°分正反螺纹\$6°分正反螺纹\$12°分正反螺纹                                         | I型；0°\$I型；6°\$I型；12° | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68318 | AF横向连杆钛合金  | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm                                       | I型；0度\$I型；6度\$I型；12度 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68319 | AF椎弓根钉钛合金  | 长度：10mm\$长度：12mm\$长度：14mm\$长度：16mm\$长度：18mm\$长度：20mm\$长度：22mm\$长度： | I型；0度\$I型；6度\$I型；12度 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68320 | AF连接杆不锈钢   | 直径：3.0mm长度：30mm\$直径：3.0mm长度：35mm\$直径：3.0mm长度：40mm\$直径：3.0mm长度：     | I型；0度\$I型；6度\$I型；12度 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68321 | AF连接杆钛合金   | 直径：3.0mm长度：30mm\$直径：3.0mm长度：35mm\$直径：3.0mm长度：40mm\$直径：3.0mm长度：     | I型；0度\$I型；6度\$I型；12度 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68322 | AF连接块不锈钢   | 30mm                                                               | I型；0度\$I型；6度\$I型；12度 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68323 | AF穿针块不锈钢   | 0°正螺纹\$6°正螺纹\$12°正螺纹\$0°反螺纹\$6°反螺纹\$12°反螺纹                         | I型；0度\$I型；6度\$I型；12度 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC68324 | AF横向连杆不锈钢  | 40mm\$50mm\$60mm\$70mm\$80mm                                       | I型；0度\$I型；6度\$I型；12度 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格                                                                               | 产品型号                 | 生产企业           | 挂网企业 |
|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------|
| JC68325 | AF连接块钛合金   | 30mm                                                                               | I型；0度\$I型；6度\$I型；12度 | 苏州海欧斯医疗器械有限公司  |      |
| JC68889 | 可吸收接骨螺钉    | 螺纹外径Φ4.0mm，螺钉全长20mm\$25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$7 | OSHAP01\$OSHAP02     | 武汉华威生物材料工程有限公司 |      |
| JC68890 | 可吸收接骨螺钉    | 螺纹外径Φ2.7mm，螺钉全长6mm\$8mm\$10mm\$12mm\$14mm\$16mm\$18mm\$20mm\$22mm\$24mm            | OSHAP01\$OSHAP02     | 武汉华威生物材料工程有限公司 |      |
| JC68891 | 可吸收接骨螺钉    | 螺纹外径Φ3.5mm，螺钉全长10mm\$12mm\$14mm\$16mm\$18mm\$20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$3 | OSHAP01\$OSHAP02     | 武汉华威生物材料工程有限公司 |      |
| JC68892 | 可吸收接骨螺钉    | 螺纹外径Φ6.3mm，螺钉全长60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm | OSHBj01\$OSHBj02     | 武汉华威生物材料工程有限公司 |      |
| JC68893 | 可吸收接骨螺钉    | 螺纹外径Φ4.5mm，螺钉全长25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm          | OSHBj01\$OSHBj02     | 武汉华威生物材料工程有限公司 |      |
| JC68894 | 可吸收接骨螺钉    | 螺纹外径Φ4.5mm，螺钉全长25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm          | OSHBP01\$OSHBP02     | 武汉华威生物材料工程有限公司 |      |
| JC68895 | 可吸收接骨螺钉    | 螺纹外径Φ6.3mm，螺钉全长30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$8 | OSHBP01\$OSHBP02     | 武汉华威生物材料工程有限公司 |      |
| JC69308 | 颈椎椎体自攻螺钉   | 4.0*13\$4.0*14.5\$4.0*16\$4.0*17\$4.4*13\$4.4*14.5\$4.4*16mm                       | HAJJ                 | 佛山施泰宝外科植入物有限公司 |      |
| JC69309 | 颈椎椎体自攻螺钉   | 4.0*13\$4.0*14.5\$4.0*16\$4.0*17\$4.4*13\$4.4*14.5\$4.4*16mm                       | HAJJ                 | 佛山施泰宝外科植入物有限公司 |      |
| JC69310 | 颈椎椎体自攻螺钉   | 4.0*13\$4.0*14.5\$4.0*16\$4.0*17\$4.4*13\$4.4*14.5\$4.4*16mm                       | HAJJ                 | 佛山施泰宝外科植入物有限公司 |      |
| JC69311 | 颈椎椎体自攻锁定螺钉 | 4.0*13\$4.0*14.5\$4.0*16\$4.4*13\$4.4*14.5\$4.4*16mm                               | HAJJ                 | 佛山施泰宝外科植入物有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                         | 产品型号 | 生产企业           | 挂网企业 |
|---------|---------------|--------------------------------------------------------------|------|----------------|------|
| JC69312 | 颈椎椎体自攻螺钉      | 4.0*13\$4.0*14.5\$4.0*16\$4.0*17\$4.4*13\$4.4*14.5\$4.4*16mm | HAJJ | 佛山施泰宝外科植入物有限公司 |      |
| JC69313 | 颈椎椎体自攻锁定螺钉    | 4.0*13\$4.0*14.5\$4.0*16\$4.4*13\$4.4*14.5\$4.4*16mm         | HAJJ | 佛山施泰宝外科植入物有限公司 |      |
| JC69314 | 颈椎椎体自攻螺钉      | 4.0*13\$4.0*14.5\$4.0*16\$4.0*17\$4.4*13\$4.4*14.5\$4.4*16mm | HAJJ | 佛山施泰宝外科植入物有限公司 |      |
| JC69315 | 颈椎椎体自攻螺钉      | 4.0*13\$4.0*14.5\$4.0*16\$4.0*17\$4.4*13\$4.4*14.5\$4.4*16mm | HAJJ | 佛山施泰宝外科植入物有限公司 |      |
| JC69316 | 颈椎椎体自攻锁定螺钉    | 4.0*13\$4.0*14.5\$4.0*16\$4.4*13\$4.4*14.5\$4.4*16mm         | HAJJ | 佛山施泰宝外科植入物有限公司 |      |
| JC69317 | 颈椎椎体锁定螺钉      | 2.5*4.5mm                                                    | HAJS | 佛山施泰宝外科植入物有限公司 |      |
| JC69318 | 颈椎椎体锁定螺钉      | 2.5*4.5mm                                                    | HAJS | 佛山施泰宝外科植入物有限公司 |      |
| JC69319 | 颈椎椎体锁定螺钉      | 2.5*4.5mm                                                    | HAJS | 佛山施泰宝外科植入物有限公司 |      |
| JC69320 | 颈椎自攻植骨螺钉      | 4.1*13\$4.1*16mm                                             | HAJZ | 佛山施泰宝外科植入物有限公司 |      |
| JC69321 | 普通颈椎植骨螺钉      | 4.1*13\$4.1*16mm.                                            | HAJZ | 佛山施泰宝外科植入物有限公司 |      |
| JC69322 | 颈椎自攻植骨螺钉      | 4.1*13\$4.1*16mm                                             | HAJZ | 佛山施泰宝外科植入物有限公司 |      |
| JC69323 | 胸腰椎前路钉板自攻植骨螺钉 | 4.6*16\$21\$26mm                                             | HBQZ | 佛山施泰宝外科植入物有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                                                  | 产品规格                                                                                        | 产品型号     | 生产企业           | 挂网企业 |
|---------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------|
| JC69324 | 胸腰椎前路钉板自攻固定螺钉                                         | 5.0*25\$5.0*30\$5.0*35\$5.0*40\$5.0*45\$5.0*50mm                                            | HBVD     | 佛山施泰宝外科植入物有限公司 |      |
| JC69325 | 胸腰椎前路钉板自攻固定螺钉                                         | 6.5*35\$6.5*40\$6.5*45\$6.5*50\$6.5*55mm.                                                   | HBVD     | 佛山施泰宝外科植入物有限公司 |      |
| JC69326 | 胸腰椎前路钉板自攻固定螺栓                                         | 6.0mm*35mm\$6.0mm*37.5mm\$6.0mm*40mm\$6.0mm*42.5mm\$6.0mm*45mm\$6.0mm*45.5mm\$6.0mm*47.5mm  | HBVJ     | 佛山施泰宝外科植入物有限公司 |      |
| JC69327 | 胸腰椎前路钉板自攻固定螺栓                                         | 4.0mm*25mm\$4.0mm*30mm\$4.0mm*32.5mm\$4.5mm*25mm\$4.5mm*30mm\$4.5mm*32.5mm\$5.0mm*25mm\$5.0 | HBVJ     | 佛山施泰宝外科植入物有限公司 |      |
| JC69442 | 弯头钢板（135°）（纯钛）                                        | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                 | JSQ（Z）01 | 浙江广慈医疗器械有限公司   |      |
| JC69443 | 弯头钢板（135°）（不锈钢）                                       | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                 | JSQ（Z）01 | 浙江广慈医疗器械有限公司   |      |
| JC69444 | 弯头钢板（95°）（不锈钢）                                        | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                 | JSQ（Z）02 | 浙江广慈医疗器械有限公司   |      |
| JC69445 | 弯头钢板（95°）（纯钛）                                         | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                 | JSQ（Z）02 | 浙江广慈医疗器械有限公司   |      |
| JC69555 | 指掌直型接骨板（0.6mm / 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm）（纯钛）            | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$8孔\$9孔\$10孔                                                                 | ZSQ（Z）01 | 浙江广慈医疗器械有限公司   |      |
| JC69556 | 指掌直型接骨板（0.6mm / 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm）（不锈钢）           | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$8孔\$9孔\$10孔                                                                 | ZSQ（Z）01 | 浙江广慈医疗器械有限公司   |      |
| JC69557 | 指掌直型加压接骨板（0.6mm / 0.8mm / 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm）（纯钛）  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                                                   | ZSQ（Z）02 | 浙江广慈医疗器械有限公司   |      |
| JC69558 | 指掌直型加压接骨板（0.6mm / 0.8mm / 1.0mm / 1.5mm / 2.0mm）（不锈钢） | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                                                   | ZSQ（Z）02 | 浙江广慈医疗器械有限公司   |      |

| 流水号     | 产品名称                                   | 产品规格                                                                | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------|------|
| JC69559 | 1 / 3管型接骨板（纯钛）                         | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                               | ZSQ（Z）03 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69560 | 1 / 3管型接骨板（不锈钢）                        | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔           | ZSQ（Z）03 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69561 | 限制性接触接骨板（3mm / 3.5mm）（纯钛）              | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔           | ZSQ（Z）04 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69562 | 限制性接触接骨板（3mm / 3.5mm）（不锈钢）             | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔           | ZSQ（Z）04 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69563 | 限制性接触接骨板（4mm / 4.5mm）（不锈钢）             | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔           | ZSQ（Z）05 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69564 | 限制性接触接骨板（4mm / 4.5mm）（纯钛）              | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔           | ZSQ（Z）05 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69565 | 限制性接触接骨板（5mm / 5.5mm）（不锈钢）             | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZSQ（Z）06 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69566 | 限制性接触接骨板（5mm / 5.5mm）（纯钛）              | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZSQ（Z）06 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69567 | 指掌直型长圆孔接骨板（0.8mm / 1.0mm / 1.2mm）（不锈钢） | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$8孔\$9孔\$10孔                                         | ZSQ（Z）07 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69568 | 指掌直型长圆孔接骨板（0.8mm / 1.0mm / 1.2mm）（纯钛）  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$8孔\$9孔\$10孔                                         | ZSQ（Z）07 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69569 | 直型干骺端接骨板（3.5mm）（不锈钢）                   | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZSQ（Z）08 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69570 | 直型干骺端接骨板（3.5mm）（纯钛）                    | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZSQ（Z）08 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称                                      | 产品规格                                                      | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------|------|
| JC69571 | 直型干骺端接骨板（4.5mm）<br>（不锈钢）                  | 7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔        | ZSQ（Z）08 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69572 | 直型干骺端接骨板（4.5mm）<br>（纯钛）                   | 7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔        | ZSQ（Z）08 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69573 | 直型锯形接骨板（不锈钢）                              | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔 | ZSQ（Z）09 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69574 | 直型锯形接骨板（纯钛）                               | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔 | ZSQ（Z）09 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69575 | 直型梭形接骨板（不锈钢）                              | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔 | ZSQ（Z）10 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69576 | 直型梭形接骨板（纯钛）                               | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔 | ZSQ（Z）10 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69577 | 指掌直型圆孔接骨板（0.8mm / 1.0mm / 1.2mm）<br>（纯钛）  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$8孔\$9孔\$10孔                               | ZSQ（Z）11 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69578 | 指掌直型圆孔接骨板（0.8mm / 1.0mm / 1.2mm）<br>（不锈钢） | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$8孔\$9孔\$10孔                               | ZSQ（Z）11 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69579 | 重建接骨板I（纯钛）                                | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔       | ZSQ（Z）12 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69580 | 重建接骨板I（不锈钢）                               | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔       | ZSQ（Z）12 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69581 | 重建接骨板I（不锈钢）                               | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                                            | ZSQ（Z）12 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC69582 | 重建接骨板I（纯钛）                                | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                                            | ZSQ（Z）12 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称         | 产品规格                                                          | 产品型号     | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------|----------|---------------|------|
| JC69583 | 重建接骨板II（纯钛）  | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔           | ZSQ（Z）13 | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC69584 | 重建接骨板II（纯钛）  | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                                                | ZSQ（Z）13 | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC69585 | 重建接骨板II（不锈钢） | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔           | ZSQ（Z）13 | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC69586 | 重建接骨板II（不锈钢） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                                                | ZSQ（Z）13 | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC69587 | 链式重建接骨板（不锈钢） | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔           | ZSQ（Z）14 | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC69588 | 链式重建接骨板（不锈钢） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                                                | ZSQ（Z）14 | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC69589 | 链式重建接骨板（纯钛）  | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔           | ZSQ（Z）14 | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC69590 | 链式重建接骨板（纯钛）  | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                                                | ZSQ（Z）14 | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC69750 | 椎间融合器        | 8-20mm，每2mm为一个规格。长度：10，20，50，90（mm）                           | LL-I     | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC69751 | 椎间融合器        | 22mm长度：90（mm）\$24mm长度：90（mm）\$26mm长度：90（mm）\$28mm长度：90（mm）\$  | LL-I     | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC69752 | 颈前路钢板（三节段）   | L：58mm，厚度：1.8mm\$L：61mm，厚度：1.8mm\$L：64mm，厚度：1.8mm\$L：67mm，厚度： | NDTB-I   | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| JC69753 | 颈前路钢板（双节段）   | L：36mm，厚度：1.8mm\$L：38mm，厚度：1.8mm\$L：40mm，厚度：1.8mm\$L：42mm，厚度： | NDTB-I   | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称       | 产品规格                                                                     | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业 |
|---------|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------|
| JC69754 | 颈前路钢板（单节段） | L: 21mm, 厚度: 1.8mm\$L: 23mm, 厚度: 1.8mm\$L: 25mm, 厚度: 1.8mm\$L: 27mm, 厚度: | NDTB-I  | 北京天新福医疗器材有限公司  |      |
| JC69755 | 1.8mm锁钉    | 直径D: M1.8*0.35                                                           | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司  |      |
| JC69756 | 颈椎前路板螺钉A   | D*L直径D: 4mm, 4.45mm, 长度L: 10≤L≤20每间隔1mm为一个标准规格                           | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司  |      |
| JC69757 | 1.8mm锁钉    | 直径D: M1.8*0.35                                                           | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司  |      |
| JC69758 | 1.8mm锁钉    | 直径D: M1.8*0.35                                                           | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司  |      |
| JC69759 | 颈椎前路板螺钉A   | D*L直径D: 4mm, 4.45mm, 长度L: 10≤L≤20每间隔1mm为一个标准规格                           | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司  |      |
| JC69760 | 颈椎前路板螺钉A   | D*L直径D: 4mm, 4.45mm, 长度L: 10≤L≤20每间隔1mm为一个标准规格                           | NDTLD-I | 北京天新福医疗器材有限公司  |      |
| JC69861 | 形状记忆环抱接骨板  | JHB6H11-60（非无菌）<br>\$JHB6H12-60（非无菌）<br>\$JHB6H13-60（非无菌）                | JHBH型   | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |      |
| JC69862 | 形状记忆环抱接骨板  | JHB4H10-60S（非无菌）<br>\$JHB4H11-60S（非无菌）<br>\$JHB4H12-60S（非无菌）             | JHBH型   | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |      |
| JC69863 | 形状记忆环抱接骨板  | JHB4H10-40（非无菌）<br>\$JHB4H11-40（非无菌）<br>\$JHB4H12-40（非无菌）                | JHBH型   | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |      |
| JC69864 | 形状记忆环抱接骨板  | JHB6H11-60（无菌）\$JHB6H12-60（无菌）\$JHB6H13-60（无菌）\$JHB6H14-60（无菌）           | JHBH型   | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |      |
| JC69865 | 形状记忆环抱接骨板  | JHB2H6-24（无菌）\$JHB2H7-24（无菌）\$JHB3H5-14（无菌）\$JHB3H6-14（无菌）\$JHB3H6-18    | JHBH型   | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                                                  | 产品型号         | 生产企业           | 挂网企业 |
|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|
| JC69866 | 形状记忆环抱接骨板 | JHB4H10-60S（无菌）\$JHB4H11-60S（无菌）\$JHB4H12-60S（无菌）\$JHB4H13-60S（无菌）    | JHBH型        | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |      |
| JC69867 | 形状记忆环抱接骨板 | JHB4H10-50S（无菌）\$JHB4H11-50S（无菌）\$JHB4H12-50S（无菌）\$JHB4H10-50（无菌）     | JHBH型        | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |      |
| JC69868 | 形状记忆环抱接骨板 | JHB1H20-10（非无菌）\$JHB1H22-10（非无菌）\$JHB1H24-10（非无菌）                     | JHBH型        | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |      |
| JC69869 | 形状记忆环抱接骨板 | JHB1H20-10（无菌）\$JHB1H22-10（无菌）\$JHB1H24-10（无菌）\$JHB1H26-10（无菌）        | JHBH型        | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |      |
| JC69870 | 形状记忆环抱接骨板 | JHB2H6-24（无菌）\$JHB2H7-24（无菌）\$JHB3H5-14（无菌）\$JHB3H6-14（无菌）\$JHB3H6-18 | JHBH型        | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |      |
| JC69871 | 形状记忆环抱接骨板 | JHB4H10-40（无菌）\$JHB4H11-40（无菌）\$JHB4H12-40（无菌）\$JHB4H13-40（无菌）        | JHBH型        | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |      |
| JC69872 | 形状记忆环抱接骨板 | JHB4H10-50S（非无菌）\$JHB4H11-50S（非无菌）\$JHB4H12-50S（非无菌）                  | JHBH型        | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |      |
| JC69873 | 形状记忆环抱接骨板 | JHB8H22-170（非无菌）\$JHB8H24-170（非无菌）\$JHB8H26-170（非无菌）                  | JHBH型\$JHBY型 | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |      |
| JC69874 | 形状记忆环抱接骨板 | JHB8H22-150（无菌）\$JHB8H24-150（无菌）\$JHB8H26-150（无菌）\$JHB8Y22-150（无菌）    | JHBH型\$JHBY型 | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |      |
| JC69875 | 形状记忆环抱接骨板 | JHB8H22-150（非无菌）\$JHB8H24-150（非无菌）\$JHB8H26-150（非无菌）                  | JHBH型\$JHBY型 | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |      |
| JC69876 | 形状记忆环抱接骨板 | JHB8H22-170（无菌）\$JHB8H24-170（无菌）\$JHB8H26-170（无菌）\$JHB8Y22-170（无菌）    | JHBH型\$JHBY型 | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |      |
| JC69877 | 形状记忆双向张力钩 | JSGD35-6（非无菌）\$JSGD37-6（非无菌）\$JSGD39-6（非无菌）\$JSGD41-6（非无菌）            | JSG型         | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称        | 产品规格                                                                                        | 产品型号            | 生产企业           | 挂网企业 |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|
| JC69878 | 形状记忆双向张力钩   | JSGD35（无菌）\$JSGD37（无菌）\$JSGD39（无菌）\$JSGD41（无菌）\$JSGD43（无菌）                                  | JSG型            | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |      |
| JC69879 | 形状记忆双向张力钩   | JSGD35（非无菌）\$JSGD37（非无菌）\$JSGD39（非无菌）\$JSGD41（非无菌）\$JSGD43（非                                | JSG型            | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |      |
| JC69880 | 形状记忆双向张力钩   | JSGD35-6（无菌）\$JSGD37-6（无菌）\$JSGD39-6（无菌）\$JSGD41-6（无菌）\$JSGD43-6                            | JSG型            | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |      |
| JC74907 | 金属骨针（扁头）    | 2.0mm*25mm\$2.0mm*30mm\$2.0mm*35mm\$2.0mm*40mm\$2.0mm*45mm\$2.0mm*50mm\$2.0mm*55mm\$2.0mm*6 | GZB01           | 江苏荷普医疗器械有限公司   |      |
| JC74908 | 金属骨针（螺纹导针）  | 2.0mm*25mm\$2.0mm*30mm\$2.0mm*35mm\$2.0mm*40mm\$2.0mm*45mm\$2.0mm*50mm\$2.0mm*55mm\$2.0mm*6 | GZLW01          | 江苏荷普医疗器械有限公司   |      |
| JC74909 | 金属骨针（张力带锚针） | 2.0mm*25mm\$2.0mm*30mm\$2.0mm*35mm\$2.0mm*40mm\$2.0mm*45mm\$2.0mm*50mm\$2.0mm*55mm\$2.0mm*6 | GZLW08          | 江苏荷普医疗器械有限公司   |      |
| JC74910 | 金属骨针（三角头）   | 2.0mm*25mm\$2.0mm*30mm\$2.0mm*35mm\$2.0mm*40mm\$2.0mm*45mm\$2.0mm*50mm\$2.0mm*55mm\$2.0mm*6 | GZZ01           | 江苏荷普医疗器械有限公司   |      |
| JC74921 | 盖帽1（钛合金）    | 直径：8mm，长度：8mm\$直径：8mm，长度：13mm\$直径：8mm，长度：18mm\$直径：8mm，长度：                                   | 盖帽1SND-GM1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司   |      |
| JC74922 | 盖帽1（钛合金）    | 直径：8mm，长度：8mm\$直径：8mm，长度：13mm\$直径：8mm，长度：18mm\$直径：8mm，长度：                                   | 盖帽1SND-GM1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司   |      |
| JC74923 | 盖帽1（钛合金）    | 直径：8mm，长度：8mm\$直径：8mm，长度：13mm\$直径：8mm，长度：18mm\$直径：8mm，长度：                                   | 盖帽1SND-GM1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司   |      |
| JC74924 | 盖帽1（钛合金）    | 直径：8mm，长度：8mm\$直径：8mm，长度：13mm\$直径：8mm，长度：18mm\$直径：8mm，长度：                                   | 盖帽1SND-GM1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司   |      |
| JC74925 | 盖帽1（钛合金）    | 直径：8mm，长度：8mm\$直径：8mm，长度：13mm\$直径：8mm，长度：18mm\$直径：8mm，长度：                                   | 盖帽1SND-GM1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司   |      |

| 流水号     | 产品名称                    | 产品规格                                                                                        | 产品型号                             | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------|
| JC74926 | 盖帽1（钛合金）                | 直径：8mm，长度：8mm\$直径：8mm，长度：13mm\$直径：8mm，长度：18mm\$直径：8mm，长度：                                   | 盖帽1SND-GM1-K（S）                  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74927 | 盖帽1（钛合金）                | 直径：8mm，长度：8mm\$直径：8mm，长度：13mm\$直径：8mm，长度：18mm\$直径：8mm，长度：                                   | 盖帽1SND-GM1-K（S）                  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74928 | 盖帽1（钛合金）                | 直径：8mm，长度：8mm\$直径：8mm，长度：13mm\$直径：8mm，长度：18mm\$直径：8mm，长度：                                   | 盖帽1SND-GM1-K（S）                  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74929 | 盖帽2（钛合金）                | 直径：12mm，长度：5mm\$直径：12mm，长度：10mm\$直径：12mm，长度：15mm\$直径：                                       | 盖帽2SND-GM2-K（S）                  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74930 | 盖帽2（钛合金）                | 直径：12mm，长度：5mm\$直径：12mm，长度：10mm\$直径：12mm，长度：15mm\$直径：                                       | 盖帽2SND-GM2-K（S）                  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74931 | 盖帽2（钛合金）                | 直径：12mm，长度：5mm\$直径：12mm，长度：10mm\$直径：12mm，长度：15mm\$直径：                                       | 盖帽2SND-GM2-K（S）                  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74932 | 盖帽2（钛合金）                | 直径：12mm，长度：5mm\$直径：12mm，长度：10mm\$直径：12mm，长度：15mm\$直径：                                       | 盖帽2SND-GM2-K（S）                  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74933 | 盖帽2（钛合金）                | 直径：12mm，长度：5mm\$直径：12mm，长度：10mm\$直径：12mm，长度：15mm\$直径：                                       | 盖帽2SND-GM2-K（S）                  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74934 | 盖帽2（钛合金）                | 直径：12mm，长度：5mm\$直径：12mm，长度：10mm\$直径：12mm，长度：15mm\$直径：                                       | 盖帽2SND-GM2-K（S）                  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74935 | 股骨近端髓内钉（单孔）（空心动力型）（钛合金） | 4.0mm*100mm\$4.0mm*105mm\$4.0mm*110mm\$4.0mm*115mm\$4.0mm*120mm\$4.0mm*125mm\$4.0mm*130mm\$ | 股骨近端髓内钉（单孔）（空心动力型）SND-GJD-D-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74936 | 股骨近端髓内钉（单孔）（空心静力型）（钛合金） | 4.0mm*100mm\$4.0mm*105mm\$4.0mm*110mm\$4.0mm*115mm\$4.0mm*120mm\$4.0mm*125mm\$4.0mm*130mm\$ | 股骨近端髓内钉（单孔）（空心静力型）SND-GJD-J-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74937 | 股骨近端髓内钉（双孔）（空心动力型）（钛合金） | 4.0mm*100mm\$4.0mm*105mm\$4.0mm*110mm\$4.0mm*115mm\$4.0mm*120mm\$4.0mm*125mm\$4.0mm*130mm\$ | 股骨近端髓内钉（双孔）（空心动力型）SND-GJS-D-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                           | 产品规格                                                                                             | 产品型号                                    | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------|
| JC74938 | 股骨近端髓内钉（双孔）<br>（空心静力型）（钛合金）    | 4.0mm*100mm\$4.0mm*105mm\$4.0mm*110mm\$4.0mm*115mm\$4.0mm*120mm\$4.0mm*125mm\$4.0mm*130mm\$      | 股骨近端髓内钉（双孔）（空心静力型）<br>SND-GJS-J-K（S）    | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74939 | 股骨近端髓内钉I（单孔）<br>（空心动力型）（钛合金）   | 4.0mm*100mm\$4.0mm*105mm\$4.0mm*110mm\$4.0mm*115mm\$4.0mm*120mm\$4.0mm*125mm\$4.0mm*130mm\$      | 股骨近端髓内钉I（单孔）（空心动力型）<br>SND-GJD1-D-K（S）  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74940 | 股骨近端髓内钉I（单孔）<br>（空心静力型）（钛合金）   | 4.0mm*100mm\$4.0mm*105mm\$4.0mm*110mm\$4.0mm*115mm\$4.0mm*120mm\$4.0mm*125mm\$4.0mm*130mm\$      | 股骨近端髓内钉I（单孔）（空心静力型）<br>SND-GJD1-J-K（S）  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74941 | 股骨髁上髓内钉（空心动力型）（钛合金）            | 4.0mm*100mm\$4.0mm*105mm\$4.0mm*110mm\$4.0mm*115mm\$4.0mm*120mm\$4.0mm*125mm\$4.0mm*130mm\$      | 股骨髁上髓内钉（空心动力型）SND-GGK-D-K（S）            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74942 | 股骨髁上髓内钉（空心静力型）（钛合金）            | 4.0mm*100mm\$4.0mm*105mm\$4.0mm*110mm\$4.0mm*115mm\$4.0mm*120mm\$4.0mm*125mm\$4.0mm*130mm\$      | 股骨髁上髓内钉（空心静力型）SND-GGK-J-K（S）            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74943 | 股骨平孔髓内钉（空心动力型）（钛合金）            | 4.0mm*100mm\$4.0mm*105mm\$4.0mm*110mm\$4.0mm*115mm\$4.0mm*120mm\$4.0mm*125mm\$4.0mm*130mm\$      | 股骨平孔髓内钉（空心动力型）SND-GGP-D-K（S）            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74944 | 股骨平孔髓内钉（空心静力型）（钛合金）            | 4.0mm*100mm\$4.0mm*105mm\$4.0mm*110mm\$4.0mm*115mm\$4.0mm*120mm\$4.0mm*125mm\$4.0mm*130mm\$      | 股骨平孔髓内钉（空心静力型）SND-GGP-J-K（S）            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74945 | 股骨斜孔髓内钉（左 / 右）<br>（空心动力型）（钛合金） | 4.0mm*100mm\$4.0mm*105mm\$4.0mm*110mm\$4.0mm*115mm\$4.0mm*120mm\$4.0mm*125mm\$4.0mm*130mm\$      | 股骨斜孔髓内钉（左 / 右）（空心动力型）<br>SND-GGX-D-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74946 | 股骨斜孔髓内钉（左 / 右）<br>（空心静力型）（钛合金） | 4.0mm*100mm\$4.0mm*105mm\$4.0mm*110mm\$4.0mm*115mm\$4.0mm*120mm\$4.0mm*125mm\$4.0mm*130mm\$      | 股骨斜孔髓内钉（左 / 右）（空心静力型）<br>SND-GGX-J-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74947 | 胫骨髓内钉（空心动力型）<br>（钛合金）          | 4.0mm*100mm\$4.0mm*105mm\$4.0mm*110mm\$4.0mm*115mm\$4.0mm*120mm\$4.0mm*125mm\$4.0mm*130mm\$      | 胫骨髓内钉（空心动力型）SND-JG-D-K（S）               | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74948 | 胫骨髓内钉（空心静力型）<br>（钛合金）          | 4.0mm*100mm\$4.0mm*105mm\$4.0mm*110mm\$4.0mm*115mm\$4.0mm*120mm\$4.0mm*125mm\$4.0mm*130mm\$      | 胫骨髓内钉（空心静力型）SND-JG-J-K（S）               | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74949 | 局部螺纹锁钉I（钛合金）                   | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*55mm\$ | 局部螺纹锁钉ISND-JSD1-K（S）                    | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称         | 产品规格                                                                                        | 产品型号                 | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------|
| JC74950 | 局部螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉ISND-JSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74951 | 局部螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉ISND-JSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74952 | 局部螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉ISND-JSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74953 | 局部螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉ISND-JSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74954 | 局部螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉ISND-JSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74955 | 局部螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉ISND-JSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74956 | 局部螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉ISND-JSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74957 | 局部螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉ISND-JSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74958 | 局部螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉ISND-JSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74959 | 局部螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉ISND-JSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74960 | 局部螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉ISND-JSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74961 | 局部螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉ISND-JSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称           | 产品规格                                                                                        | 产品型号                   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------|
| JC74962 | 局部螺纹锁钉I（钛合金）   | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉ISND-JSD1-K（S）   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74963 | 局部螺纹锁钉II（钛合金）  | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉II SND-JSD2-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74964 | 局部螺纹锁钉III（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉IIISND-JSD3-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74965 | 局部螺纹锁钉III（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉IIISND-JSD3-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74966 | 局部螺纹锁钉III（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉IIISND-JSD3-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74967 | 局部螺纹锁钉IV（钛合金）  | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉IVSND-JSD4-K（S）  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74968 | 局部螺纹锁钉IV（钛合金）  | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉IVSND-JSD4-K（S）  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74969 | 局部螺纹锁钉IV（钛合金）  | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉IVSND-JSD4-K（S）  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74970 | 局部螺纹锁钉IV（钛合金）  | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉IVSND-JSD4-K（S）  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74971 | 局部螺纹锁钉IV（钛合金）  | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉IVSND-JSD4-K（S）  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74972 | 局部螺纹锁钉IV（钛合金）  | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉IVSND-JSD4-K（S）  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74973 | 局部螺纹锁钉IV（钛合金）  | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉IVSND-JSD4-K（S）  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                                                        | 产品型号                   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------|
| JC74974 | 局部螺纹锁钉IV（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉IVSND-JSD4-K（S）  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74975 | 局部螺纹锁钉IV（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉IVSND-JSD4-K（S）  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74976 | 局部螺纹锁钉IV（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉IVSND-JSD4-K（S）  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74977 | 局部螺纹锁钉IV（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉IVSND-JSD4-K（S）  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74978 | 局部螺纹锁钉IV（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉IVSND-JSD4-K（S）  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74979 | 局部螺纹锁钉IV（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 局部螺纹锁钉IVSND-JSD4-K（S）  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74980 | 螺旋锁钉（钛合金）     | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 螺旋锁钉SND-LSD-K（S）       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74981 | 螺旋锁钉（钛合金）     | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 螺旋锁钉SND-LSD-K（S）       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74982 | 全螺纹锁钉（钛合金）    | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉（钛合金）SND-QSD-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74983 | 全螺纹锁钉（钛合金）    | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉（钛合金）SND-QSD-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74984 | 全螺纹锁钉（钛合金）    | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉（钛合金）SND-QSD-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74985 | 全螺纹锁钉（钛合金）    | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉（钛合金）SND-QSD-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称        | 产品规格                                                                                        | 产品型号                         | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|
| JC74986 | 全螺纹锁钉（钛合金）  | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉（钛合金）<br>SND-QSD-K（S）   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74987 | 全螺纹锁钉（钛合金）  | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉（钛合金）<br>SND-QSD-K（S）   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74988 | 全螺纹锁钉（钛合金）  | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉（钛合金）<br>SND-QSD-K（S）   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74989 | 全螺纹锁钉（钛合金）  | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉（钛合金）<br>SND-QSD-K（S）   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74990 | 全螺纹锁钉（钛合金）  | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉（钛合金）<br>SND-QSD-K（S）   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74991 | 全螺纹锁钉（钛合金）  | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉（钛合金）<br>SND-QSD-K（S）   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74992 | 全螺纹锁钉（钛合金）  | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉（钛合金）<br>SND-QSD-K（S）   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74993 | 全螺纹锁钉（钛合金）  | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉（钛合金）<br>SND-QSD-K（S）   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74994 | 全螺纹锁钉（钛合金）  | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉（钛合金）<br>SND-QSD-K（S）   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74995 | 全螺纹锁钉（钛合金）  | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉（钛合金）<br>SND-QSD-K（S）   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74996 | 全螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉I（钛合金）<br>SND-QSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74997 | 全螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉I（钛合金）<br>SND-QSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称        | 产品规格                                                                                        | 产品型号                     | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|------|
| JC74998 | 全螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉I（钛合金）SND-QSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC74999 | 全螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉I（钛合金）SND-QSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75000 | 全螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉I（钛合金）SND-QSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75001 | 全螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉I（钛合金）SND-QSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75002 | 全螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉I（钛合金）SND-QSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75003 | 全螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉I（钛合金）SND-QSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75004 | 全螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉I（钛合金）SND-QSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75005 | 全螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉I（钛合金）SND-QSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75006 | 全螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉I（钛合金）SND-QSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75007 | 全螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉I（钛合金）SND-QSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75008 | 全螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉I（钛合金）SND-QSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75009 | 全螺纹锁钉I（钛合金） | 3.2mm*20mm\$3.2mm*25mm\$3.2mm*30mm\$3.2mm*35mm\$3.2mm*40mm\$3.2mm*45mm\$3.2mm*50mm\$3.2mm*5 | 全螺纹锁钉I（钛合金）SND-QSD1-K（S） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                    | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                    | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------|
| JC75010 | 锁钉固定螺钉（钛合金）             | 2.0mm*25mm\$2.0mm*26mm\$2.0mm*27mm\$2.0mm*28mm\$2.0mm*29mm\$2.0mm*30mm\$2.0mm*31mm\$2.0mm*3 | 锁钉固定螺钉SND-SGD                           | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75011 | T形（单弯 / 双弯）接骨板（纯钛）      | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                     | T形（单弯 / 双弯）接骨板解剖型接骨板YSQ（Z）06 / YSQ（Z）07 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75012 | T形（单弯 / 双弯）接骨板（纯钛）      | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                     | T形（单弯 / 双弯）接骨板解剖型接骨板YSQ（Z）06 / YSQ（Z）07 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75013 | 指掌小T型接骨板（大 / 中 / 小）（纯钛） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                                                       | 解剖型接骨板YSQ（Z）02                          | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75014 | 指掌小T型接骨板（大 / 中 / 小）（纯钛） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                                                       | 解剖型接骨板YSQ（Z）02                          | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75015 | 斜T形接骨版（头4孔 / 头3孔）（纯钛）   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                                                   | 解剖型接骨板YSQ（Z）03 / YSQ（Z）04               | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75016 | 斜T形接骨版（头4孔 / 头3孔）（纯钛）   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                                                   | 解剖型接骨板YSQ（Z）03 / YSQ（Z）04               | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75017 | 小T形接骨版（头3孔 / 头4孔）（纯钛）   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                                             | 解剖型接骨板YSQ（Z）08 / YSQ（Z）26               | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75018 | 小T形接骨版（头3孔 / 头4孔）（纯钛）   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                                             | 解剖型接骨板YSQ（Z）08 / YSQ（Z）26               | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75019 | 重建型锁骨钩接骨板（左 / 右）（纯钛）    | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                                                 | 解剖型接骨板YSQ（Z）104 / YSQ（Z）105             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75020 | 重建型锁骨钩接骨板（左 / 右）（纯钛）    | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                                                 | 解剖型接骨板YSQ（Z）104 / YSQ（Z）105             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75021 | 锁骨钩I（左 / 右）（纯钛）         | 3孔                                                                                          | 解剖型接骨板YSQ（Z）106 / YSQ（Z）107             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                             | 产品规格                                                                            | 产品型号                                                    | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------|
| JC75022 | 锁骨钩I（左 / 右）（纯钛）                  | 3孔                                                                              | 解剖型接骨板YSQ（Z）<br>106 / YSQ（Z）107                         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75023 | 解剖型锁骨钩I（右 / 左）<br>（纯钛）           | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                                     | 解剖型接骨板YSQ（Z）<br>110 / YSQ（Z）111                         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75024 | 解剖型锁骨钩I（右 / 左）<br>（纯钛）           | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                                     | 解剖型接骨板YSQ（Z）<br>110 / YSQ（Z）111                         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75025 | 骨夹（纯钛）                           | 长度：20-450mm                                                                     | 解剖型接骨板YSQ（Z）<br>118                                     | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75026 | 骨夹（纯钛）                           | 长度：20-450mm                                                                     | 解剖型接骨板YSQ（Z）<br>118                                     | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75027 | L形（双曲 / 单曲）接骨板<br>（右 / 左）（纯钛）    | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15<br>孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）<br>12 / YSQ（Z）13 / YSQ<br>（Z）14 / YSQ（Z）15 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75028 | L形（双曲 / 单曲）接骨板<br>（右 / 左）（纯钛）    | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15<br>孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）<br>12 / YSQ（Z）13 / YSQ<br>（Z）14 / YSQ（Z）15 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75029 | （宽头 / 窄头）斜T形掌侧接<br>骨板（左 / 右）（纯钛） | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔                                             | 解剖型接骨板YSQ（Z）<br>124 / YSQ（Z）125 /<br>YSQ（Z）126 / YSQ    | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75030 | （宽头 / 窄头）斜T形掌侧接<br>骨板（左 / 右）（纯钛） | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔                                             | 解剖型接骨板YSQ（Z）<br>124 / YSQ（Z）125 /<br>YSQ（Z）126 / YSQ    | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75031 | 弧形接骨板III（纯钛）                     | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔<br>\$14孔\$15孔\$16孔                                   | 解剖型接骨板YSQ（Z）<br>128                                     | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75032 | 弧形接骨板III（纯钛）                     | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔<br>\$14孔\$15孔\$16孔                                   | 解剖型接骨板YSQ（Z）<br>128                                     | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75033 | 弧形接骨板III（纯钛）                     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                                                                  | 解剖型接骨板YSQ（Z）<br>128                                     | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                   | 产品规格                                                                        | 产品型号                        | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
| JC75034 | 弧形接骨板III（纯钛）           | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                                                              | 解剖型接骨板YSQ（Z）128             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75035 | 腓骨远端接骨板I（纯钛）           | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔               | 解剖型接骨板YSQ（Z）129             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75036 | 腓骨远端接骨板I（纯钛）           | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔               | 解剖型接骨板YSQ（Z）129             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75037 | 肱骨近端加压接骨板（纯钛）          | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）130             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75038 | 肱骨近端加压接骨板（纯钛）          | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）130             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75039 | 胫骨远端加压接骨板（左 / 右）（纯钛）   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔               | 解剖型接骨板YSQ（Z）131 / YSQ（Z）132 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75040 | 胫骨远端加压接骨板（左 / 右）（纯钛）   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔               | 解剖型接骨板YSQ（Z）131 / YSQ（Z）132 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75041 | L形双曲加压接骨板（右 / 左）（纯钛）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）133 / YSQ（Z）134 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75042 | L形双曲加压接骨板（右 / 左）（纯钛）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）133 / YSQ（Z）134 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75043 | 胫骨远端腓侧加压接骨板（右 / 左）（纯钛） | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）135 / YSQ（Z）136 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75044 | 胫骨远端腓侧加压接骨板（右 / 左）（纯钛） | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）135 / YSQ（Z）136 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75045 | 股骨近端加压接骨板（左 / 右）（纯钛）   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔     | 解剖型接骨板YSQ（Z）137 / YSQ（Z）138 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                           | 产品规格                                                                    | 产品型号                        | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
| JC75046 | 股骨近端加压接骨板（左 / 右）（纯钛）           | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）137 / YSQ（Z）138 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75047 | 尺骨鹰嘴加压接骨板（左 / 右）（纯钛）           | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）141 / YSQ（Z）142 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75048 | 尺骨鹰嘴加压接骨板（左 / 右）（纯钛）           | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）141 / YSQ（Z）142 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75049 | 斜T形加压接骨版（左 / 右）（纯钛）            | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）143 / YSQ（Z）144 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75050 | 斜T形加压接骨版（左 / 右）（纯钛）            | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）143 / YSQ（Z）144 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75051 | π 形接骨板（右 / 左）（纯钛）              | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔                               | 解剖型接骨板YSQ（Z）155 / YSQ（Z）156 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75052 | π 形接骨板（右 / 左）（纯钛）              | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔                               | 解剖型接骨板YSQ（Z）155 / YSQ（Z）156 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75053 | 指掌（右侧 / 左侧）小L形接骨板（纯钛）          | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                         | 解剖型接骨板YSQ（Z）159 / YSQ（Z）160 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75054 | 指掌（右侧 / 左侧）小L形接骨板（纯钛）          | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                         | 解剖型接骨板YSQ（Z）159 / YSQ（Z）160 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75055 | 指掌斜L形接骨板（左 / 右）（大 / 中 / 小）（纯钛） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔                                                      | 解剖型接骨板YSQ（Z）16 / YSQ（Z）17   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75056 | 指掌斜L形接骨板（左 / 右）（大 / 中 / 小）（纯钛） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔                                                      | 解剖型接骨板YSQ（Z）16 / YSQ（Z）17   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75057 | 指掌（左侧 / 右侧）加压小斜T型接骨板（纯钛）       | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                             | 解剖型接骨板YSQ（Z）161 / YSQ（Z）162 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称                     | 产品规格                        | 产品型号                        | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------|------|
| JC75058 | 指掌（左侧 / 右侧）加压小斜T型接骨板（纯钛） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）161 / YSQ（Z）162 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75059 | 指掌加压（小 / 大）T型接骨板（纯钛）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）163 / YSQ（Z）180 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75060 | 指掌加压（小 / 大）T型接骨板（纯钛）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）163 / YSQ（Z）180 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75061 | 指掌T型接骨板（纯钛）              | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔     | 解剖型接骨板YSQ（Z）164             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75062 | 指掌T型接骨板（纯钛）              | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔     | 解剖型接骨板YSQ（Z）164             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75063 | 方型板（纯钛）                  | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）165             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75064 | 方型板（纯钛）                  | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）165             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75065 | 指掌（右侧 / 左侧）加压中L型接骨板（纯钛）  | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）166 / YSQ（Z）167 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75066 | 指掌（右侧 / 左侧）加压中L型接骨板（纯钛）  | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）166 / YSQ（Z）167 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75067 | 指掌（右侧 / 左侧）加压中斜L型接骨板（纯钛） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）168 / YSQ（Z）169 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75068 | 指掌（右侧 / 左侧）加压中斜L型接骨板（纯钛） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）168 / YSQ（Z）169 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75069 | 指掌（右侧 / 左侧）加压中斜T型接骨板（纯钛） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）170 / YSQ（Z）171 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                          | 产品规格                                                            | 产品型号                                            | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|
| JC75070 | 指掌（右侧 / 左侧）加压中斜T型接骨板（纯钛）      | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                     | 解剖型接骨板YSQ（Z）170 / YSQ（Z）171                     | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75071 | 指掌加压中T型接骨板（头2孔 / 头3孔）（纯钛）     | 头2孔:4孔\$头2孔:5孔\$头2孔:6孔\$头2孔:7孔\$头2孔:8孔\$头2孔:9孔\$头2孔:10孔\$头3孔:5孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）172 / YSQ（Z）173                     | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75072 | 指掌加压中T型接骨板（头2孔 / 头3孔）（纯钛）     | 头2孔:4孔\$头2孔:5孔\$头2孔:6孔\$头2孔:7孔\$头2孔:8孔\$头2孔:9孔\$头2孔:10孔\$头3孔:5孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）172 / YSQ（Z）173                     | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75073 | 指掌头部加压T型接骨板（纯钛）               | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                         | 解剖型接骨板YSQ（Z）174                                 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75074 | 指掌头部加压T型接骨板（纯钛）               | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                         | 解剖型接骨板YSQ（Z）174                                 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75075 | 指掌加压Y型接骨板（纯钛）                 | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                         | 解剖型接骨板YSQ（Z）175                                 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75076 | 指掌加压Y型接骨板（纯钛）                 | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                         | 解剖型接骨板YSQ（Z）175                                 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75077 | 指掌（右侧 / 左侧）加压大L型接骨板（纯钛）       | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                     | 解剖型接骨板YSQ（Z）176 / YSQ（Z）177                     | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75078 | 指掌（右侧 / 左侧）加压大L型接骨板（纯钛）       | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                     | 解剖型接骨板YSQ（Z）176 / YSQ（Z）177                     | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75079 | 指掌（右侧 / 左侧）加压大斜T型接骨板（纯钛）      | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                     | 解剖型接骨板YSQ（Z）178 / YSQ（Z）179                     | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75080 | 指掌（右侧 / 左侧）加压大斜T型接骨板（纯钛）      | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                     | 解剖型接骨板YSQ（Z）178 / YSQ（Z）179                     | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75081 | 指掌（大 / 中 / 小）L形接骨板（左 / 右）（纯钛） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔                                              | 解剖型接骨板YSQ（Z）18 / YSQ（Z）19 / YSQ（Z）20 / YSQ（Z）21 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                          | 产品规格                                                          | 产品型号                                            | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|
| JC75082 | 指掌（大 / 中 / 小）L形接骨板（左 / 右）（纯钛） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔                                            | 解剖型接骨板YSQ（Z）18 / YSQ（Z）19 / YSQ（Z）20 / YSQ（Z）21 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75083 | X型接骨板（纯钛）                     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                   | 解剖型接骨板YSQ（Z）181                                 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75084 | X型接骨板（纯钛）                     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                   | 解剖型接骨板YSQ（Z）181                                 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75085 | 骰骨接骨板（纯钛）                     | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）182                                 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75086 | 骰骨接骨板（纯钛）                     | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）182                                 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75087 | 舟状骨接骨板（纯钛）                    | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）183                                 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75088 | 舟状骨接骨板（纯钛）                    | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）183                                 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75089 | （翼 / 斜翼）形接骨板（纯钛）              | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                               | 解剖型接骨板YSQ（Z）184 / YSQ（Z）185                     | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75090 | （翼 / 斜翼）形接骨板（纯钛）              | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                               | 解剖型接骨板YSQ（Z）184 / YSQ（Z）185                     | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75091 | 微型三叶接骨板（纯钛）                   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                     | 解剖型接骨板YSQ（Z）186                                 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75092 | 微型三叶接骨板（纯钛）                   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                     | 解剖型接骨板YSQ（Z）186                                 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75093 | 趾掌T型接骨板（头2孔 / 头3孔）（纯钛）        | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                     | 解剖型接骨板YSQ（Z）187 / YSQ（Z）188                     | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                   | 产品规格                                                                    | 产品型号                        | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|
| JC75094 | 趾掌T型接骨板（头2孔 / 头3孔）（纯钛） | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                               | 解剖型接骨板YSQ（Z）187 / YSQ（Z）188 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75095 | 趾掌L型接骨板（左 / 右）（纯钛）     | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                               | 解剖型接骨板YSQ（Z）189 / YSQ（Z）190 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75096 | 趾掌L型接骨板（左 / 右）（纯钛）     | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                               | 解剖型接骨板YSQ（Z）189 / YSQ（Z）190 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75097 | 弓形接骨板（纯钛）              | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔                                              | 解剖型接骨板YSQ（Z）191             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75098 | 弓形接骨板（纯钛）              | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔                                              | 解剖型接骨板YSQ（Z）191             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75099 | 三叶型接骨板（纯钛）             | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）24              | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75100 | 三叶型接骨板（纯钛）             | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）24              | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75101 | 股骨近端外侧接骨板（右 / 左）（纯钛）   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）27 / YSQ（Z）28   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75102 | 股骨近端外侧接骨板（右 / 左）（纯钛）   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）27 / YSQ（Z）28   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75103 | 弧形接骨板I（纯钛）             | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                                                          | 解剖型接骨板YSQ（Z）29              | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75104 | 弧形接骨板I（纯钛）             | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔                                                          | 解剖型接骨板YSQ（Z）29              | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75105 | 弧形接骨板I（纯钛）             | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                     | 解剖型接骨板YSQ（Z）29              | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                                         | 产品规格                                                                    | 产品型号                                            | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------|
| JC75106 | 尺骨鹰嘴接骨板（纯钛）                                  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔           | 解剖型接骨板YSQ（Z）31                                  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75107 | 尺骨鹰嘴接骨板（纯钛）                                  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔           | 解剖型接骨板YSQ（Z）31                                  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75108 | 胫骨平台（外侧 / 内侧）接骨板（左 / 右）（纯钛）                  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）37 / YSQ（Z）38 / YSQ（Z）39 / YSQ（Z）40 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75109 | 胫骨平台（外侧 / 内侧）接骨板（左 / 右）（纯钛）                  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）37 / YSQ（Z）38 / YSQ（Z）39 / YSQ（Z）40 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75110 | 跟骨接骨板（Ⅰ / Ⅱ / Ⅲ / Ⅳ / Ⅴ / Ⅵ / Ⅶ / Ⅷ / Ⅸ）（纯钛） | 跟骨接骨板Ⅰ11孔\$跟骨接骨板Ⅱ13孔\$跟骨接骨板Ⅲ13孔\$跟骨接骨板Ⅳ15孔\$跟骨接骨板Ⅴ14孔\$                 | 解剖型接骨板YSQ（Z）41 / YSQ（Z）42 / YSQ（Z）43 / YSQ（Z）44 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75111 | 跟骨接骨板（Ⅰ / Ⅱ / Ⅲ / Ⅳ / Ⅴ / Ⅵ / Ⅶ / Ⅷ / Ⅸ）（纯钛） | 跟骨接骨板Ⅰ11孔\$跟骨接骨板Ⅱ13孔\$跟骨接骨板Ⅲ13孔\$跟骨接骨板Ⅳ15孔\$跟骨接骨板Ⅴ14孔\$                 | 解剖型接骨板YSQ（Z）41 / YSQ（Z）42 / YSQ（Z）43 / YSQ（Z）44 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75112 | 鹰嘴窝接骨板（左 / 右）（纯钛）                            | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                         | 解剖型接骨板YSQ（Z）56 / YSQ（Z）57                       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75113 | 鹰嘴窝接骨板（左 / 右）（纯钛）                            | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                         | 解剖型接骨板YSQ（Z）56 / YSQ（Z）57                       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75114 | 胫骨远端（外侧 / 内侧）接骨板（右 / 左）（纯钛）                  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）58 / YSQ（Z）59 / YSQ（Z）60 / YSQ（Z）61 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75115 | 胫骨远端（外侧 / 内侧）接骨板（右 / 左）（纯钛）                  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）58 / YSQ（Z）59 / YSQ（Z）60 / YSQ（Z）61 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75116 | 胫骨远端叉形接骨板（右 / 左）（纯钛）                         | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）62 / YSQ（Z）63                       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75117 | 胫骨远端叉形接骨板（右 / 左）（纯钛）                         | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）62 / YSQ（Z）63                       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                        | 产品规格                                                                    | 产品型号                                 | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|------|
| JC75118 | 股骨远端外侧接骨板（右 / 左）（纯钛）        | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）64 / YSQ（Z）65            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75119 | 股骨远端外侧接骨板（右 / 左）（纯钛）        | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）64 / YSQ（Z）65            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75120 | 肱骨远端外侧接骨板（左 / 右）（纯钛）        | 7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                 | 解剖型接骨板YSQ（Z）66 / YSQ（Z）67            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75121 | 肱骨远端外侧接骨板（左 / 右）（纯钛）        | 7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                 | 解剖型接骨板YSQ（Z）66 / YSQ（Z）67            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75122 | 肱骨内上髁接骨板（纯钛）                | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                     | 解剖型接骨板YSQ（Z）68                       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75123 | 肱骨内上髁接骨板（纯钛）                | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                     | 解剖型接骨板YSQ（Z）68                       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75124 | 鹰嘴钩接骨板（左 / 右）（纯钛）           | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                         | 解剖型接骨板YSQ（Z）73 / YSQ（Z）74            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75125 | 鹰嘴钩接骨板（左 / 右）（纯钛）           | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                         | 解剖型接骨板YSQ（Z）73 / YSQ（Z）74            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75126 | 肱骨近端（外侧 / 解剖）接骨板（左 / 右）（纯钛） | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）75 / YSQ（Z）76 / YSQ（Z）77 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75127 | 肱骨近端（外侧 / 解剖）接骨板（左 / 右）（纯钛） | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）75 / YSQ（Z）76 / YSQ（Z）77 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75128 | 股骨蛇形接骨板（左 / 右）（纯钛）          | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 解剖型接骨板YSQ（Z）83 / YSQ（Z）84            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75129 | S型锁骨接骨板（右 / 左）（纯钛）          | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔               | 解剖型接骨板YSQ（Z）86 / YSQ（Z）87            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                        | 产品规格                                                               | 产品型号                                                | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------|
| JC75130 | S型锁骨接骨板（右 / 左）<br>（纯钛）      | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔          | 解剖型接骨板YSQ（Z）<br>86 / YSQ（Z）87                       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75131 | 锁骨（肩胛段 / 中段 / 内段）接骨板（右 / 左） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                              | 解剖型接骨板YSQ（Z）<br>90 / YSQ（Z）91 / YSQ（Z）92 / YSQ（Z）93 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75132 | 锁骨（肩胛段 / 中段 / 内段）接骨板（右 / 左） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                              | 解剖型接骨板YSQ（Z）<br>90 / YSQ（Z）91 / YSQ（Z）92 / YSQ（Z）93 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75133 | 肱骨外上髁接骨板（纯钛）                | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                          | 解剖型接骨板YSQ（Z）<br>96 / YSQ（Z）97                       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75134 | 肱骨外上髁接骨板（纯钛）                | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                          | 解剖型接骨板YSQ（Z）<br>96 / YSQ（Z）97                       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75135 | 腓骨远端接骨板（左 / 右）<br>（纯钛）      | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔  | 解剖型接骨板YSQ（Z）<br>98 / YSQ（Z）99                       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75136 | 腓骨远端接骨板（左 / 右）<br>（纯钛）      | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔  | 解剖型接骨板YSQ（Z）<br>98 / YSQ（Z）99                       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75165 | 棒（钛合金）                      | 长度：90mm\$长度：100mm\$长度：110mm\$长度：120mm\$长度：130mm\$长度：140mm\$长度：     | 直径：3.0mm\$直径：3.5mm\$直径：4.0mm\$直径：4.5mm\$直径：         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75166 | 卡式连接体（钛合金）                  | 长度：30mm\$长度：35mm\$长度：40mm\$长度：45mm\$长度：50mm\$长度：55mm\$长度：60mm\$长度： | 脊柱钉棒调节Ⅱ型JZJ-C2                                      | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75167 | 卡式连接体（钛合金）                  | 长度：30mm\$长度：35mm\$长度：40mm\$长度：45mm\$长度：50mm\$长度：55mm\$长度：60mm\$长度： | 脊柱钉棒调节Ⅱ型JZJ-C2                                      | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75168 | 空心万向超长臂开口椎弓根钉II-2（钛合金）      | 长度：25mm\$长度：26mm\$长度：27mm\$长度：28mm\$长度：29mm\$长度：30mm\$长度：31mm\$长度： | 直径：3.0mm\$直径：3.5mm\$直径：4.0mm\$直径：4.5mm\$直径：         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75169 | 棒（钛合金）                      | 长度：90mm\$长度：100mm\$长度：110mm\$长度：120mm\$长度：130mm\$长度：140mm\$长度：     | 直径：3.0mm\$直径：3.5mm\$直径：4.0mm\$直径：4.5mm\$直径：         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格                                                               | 产品型号                                        | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------|
| JC75170 | 棒（钛合金）                | 长度：200mm\$长度：210mm\$长度：220mm\$长度：230mm\$长度：240mm\$长度：250mm\$长度：    | 直径：3.0mm\$直径：3.5mm\$直径：4.0mm\$直径：4.5mm\$直径： | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75171 | 空心超长臂开口椎弓根钉II-2（钛合金）  | 长度：25mm\$长度：26mm\$长度：27mm\$长度：28mm\$长度：29mm\$长度：30mm\$长度：31mm\$长度： | 直径：3.0mm\$直径：3.5mm\$直径：4.0mm\$直径：4.5mm\$直径： | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75172 | 实心提拉开口椎弓根钉II-2（钛合金）   | 长度：25mm\$长度：26mm\$长度：27mm\$长度：28mm\$长度：29mm\$长度：30mm\$长度：31mm\$长度： | 直径：3.0mm\$直径：3.5mm\$直径：4.0mm\$直径：4.5mm\$直径： | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75173 | 弧形棒（钛合金）              | 长度：90mm\$长度：100mm\$长度：110mm\$长度：120mm\$长度：130mm\$长度：140mm\$长度：     | 直径：3.0mm\$直径：3.5mm\$直径：4.0mm\$直径：4.5mm\$直径： | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75174 | 卡式连接体（钛合金）            | 长度：30mm\$长度：35mm\$长度：40mm\$长度：45mm\$长度：50mm\$长度：55mm\$长度：60mm\$长度： | 脊柱钉棒调节II型JZJ-C2                             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75175 | 空心万向提拉开口椎弓根钉II-2（钛合金） | 长度：25mm\$长度：26mm\$长度：27mm\$长度：28mm\$长度：29mm\$长度：30mm\$长度：31mm\$长度： | 直径：3.0mm\$直径：3.5mm\$直径：4.0mm\$直径：4.5mm\$直径： | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75176 | 钩式连接体（钛合金）            | 长度：30mm\$长度：35mm\$长度：40mm\$长度：45mm\$长度：50mm\$长度：55mm\$长度：60mm\$长度： | 脊柱钉棒调节II型JZJ-C2                             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75177 | 实心万向提拉开口椎弓根钉II-2（钛合金） | 长度：25mm\$长度：26mm\$长度：27mm\$长度：28mm\$长度：29mm\$长度：30mm\$长度：31mm\$长度： | 直径：3.0mm\$直径：3.5mm\$直径：4.0mm\$直径：4.5mm\$直径： | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75178 | 棒（钛合金）                | 长度：200mm\$长度：210mm\$长度：220mm\$长度：230mm\$长度：240mm\$长度：250mm\$长度：    | 直径：3.0mm\$直径：3.5mm\$直径：4.0mm\$直径：4.5mm\$直径： | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75179 | 棒（钛合金）                | 长度：50mm\$长度：60mm\$长度：70mm\$长度：80mm\$长度：90mm                        | 直径：3.0mm\$直径：3.5mm\$直径：4.0mm\$直径：4.5mm\$直径： | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75180 | 棒（钛合金）                | 长度：90mm\$长度：100mm\$长度：110mm\$长度：120mm\$长度：130mm\$长度：140mm\$长度：     | 直径：3.0mm\$直径：3.5mm\$直径：4.0mm\$直径：4.5mm\$直径： | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75181 | 弧形棒（钛合金）              | 长度：50mm\$长度：60mm\$长度：70mm\$长度：80mm\$长度：90mm                        | 直径：3.0mm\$直径：3.5mm\$直径：4.0mm\$直径：4.5mm\$直径： | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称                    | 产品规格                                                               | 产品型号                                        | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------|
| JC75182 | 空心提拉开口椎弓根钉II-2<br>(钛合金) | 长度：25mm\$长度：26mm\$长度：27mm\$长度：28mm\$长度：29mm\$长度：30mm\$长度：31mm\$长度： | 直径：3.0mm\$直径：3.5mm\$直径：4.0mm\$直径：4.5mm\$直径： | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC75183 | 棒（钛合金）                  | 长度：50mm\$长度：60mm\$长度：70mm\$长度：80mm\$长度：90mm                        | 直径：3.0mm\$直径：3.5mm\$直径：4.0mm\$直径：4.5mm\$直径： | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC75184 | 棒（钛合金）                  | 长度：200mm\$长度：210mm\$长度：220mm\$长度：230mm\$长度：240mm\$长度：250mm\$长度：    | 直径：3.0mm\$直径：3.5mm\$直径：4.0mm\$直径：4.5mm\$直径： | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC75185 | 钩式连接体（钛合金）              | 长度：30mm\$长度：35mm\$长度：40mm\$长度：45mm\$长度：50mm\$长度：55mm\$长度：60mm\$长度： | 脊柱钉棒调节II型JZJ-C2                             | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC75186 | 棒（钛合金）                  | 长度：50mm\$长度：60mm\$长度：70mm\$长度：80mm\$长度：90mm                        | 直径：3.0mm\$直径：3.5mm\$直径：4.0mm\$直径：4.5mm\$直径： | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC75187 | 钩式连接体（钛合金）              | 长度：30mm\$长度：35mm\$长度：40mm\$长度：45mm\$长度：50mm\$长度：55mm\$长度：60mm\$长度： | 脊柱钉棒调节II型JZJ-C2                             | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC75188 | 实心短臂开口椎弓根钉II-2<br>(钛合金) | 长度：25mm\$长度：26mm\$长度：27mm\$长度：28mm\$长度：29mm\$长度：30mm\$长度：31mm\$长度： | 直径：3.0mm\$直径：3.5mm\$直径：4.0mm\$直径：4.5mm\$直径： | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC75189 | 实心万向提拉开口椎弓根钉II-2（钛合金）   | 长度：25mm\$长度：26mm\$长度：27mm\$长度：28mm\$长度：29mm\$长度：30mm\$长度：31mm\$长度： | 直径：3.0mm\$直径：3.5mm\$直径：4.0mm\$直径：4.5mm\$直径： | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC75190 | 空心椎弓根钉II（钛合金）           | 长度：25mm\$长度：26mm\$长度：27mm\$长度：28mm\$长度：29mm\$长度：30mm\$长度：31mm\$长度： | 直径：3.0mm\$直径：3.5mm\$直径：4.0mm\$直径：4.5mm\$直径： | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC75191 | 双侧调节体II（钛合金）            | 角度：0° -15°，长度：20mm\$角度：0° -15°，长度：25mm\$角度：0° -15°，长度：30mm\$       | 连接杆长度：30mm\$连接杆长度：35mm\$连接杆长度：40mm\$连接杆     | 浙江广慈医疗器械有限公司  |      |
| JC75580 | 钛网                      | 08090\$09090\$10090                                                | 08090\$09090\$10090                         | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75581 | 钛网                      | 08090\$09090\$10090                                                | 08090\$09090\$10090                         | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称        | 产品规格                                           | 产品型号                                           | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|-------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------|
| JC75582 | 钛网          | 08130\$09130\$10130                            | 08130\$09130\$10130                            | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75583 | 椎间融合器（钛合金）  | 1205\$1206\$1405\$1406\$1605\$1606\$1805\$1806 | 1205\$1206\$1405\$1406\$1605\$1606\$1805\$1806 | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75584 | 椎间融合器（PEEK） | 1205\$1206\$1405\$1406\$1605\$1606\$1805\$1806 | 1205\$1206\$1405\$1406\$1605\$1606\$1805\$1806 | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75585 | 钛网          | 12060\$14060                                   | 12060\$14060                                   | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75586 | 钛网          | 12060\$14060                                   | 12060\$14060                                   | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75587 | 椎间融合器（PEEK） | 1207\$1208\$1407\$1408\$1607\$1608\$1807\$1808 | 1207\$1208\$1407\$1408\$1607\$1608\$1807\$1808 | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75588 | 椎间融合器（钛合金）  | 1207\$1208\$1407\$1408\$1607\$1608\$1807\$1808 | 1207\$1208\$1407\$1408\$1607\$1608\$1807\$1808 | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75589 | 钛网          | 12090\$14090                                   | 12090\$14090                                   | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75590 | 钛网          | 12130\$14130                                   | 12130\$14130                                   | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75591 | 钛网          | 16060\$18060\$19060                            | 16060\$18060\$19060                            | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75592 | 钛网          | 16130\$18130\$19130                            | 16130\$18130\$19130                            | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75593 | 钛网          | 20060\$22060\$24060                            | 20060\$22060\$24060                            | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称        | 产品规格                                                                                  | 产品型号                                                              | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| JC75594 | 钛网          | 20090\$22090\$24090                                                                   | 20090\$22090\$24090                                               | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75595 | 椎间融合器（PEEK） | 2009-0° \$2010-0° \$2011-0° \$2009-4° \$2010-4° \$2011-4° \$2009-8° \$2010-8° \$2011- | 2009-0° \$2010-0° \$2011-0° \$2011-0° \$2009-4° \$2010-4° \$2011- | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75596 | 椎间融合器（钛合金）  | 2009-0° \$2010-0° \$2011-0° \$2009-4° \$2010-4° \$2011-4° \$2009-8° \$2010-8° \$2011- | 2009-0° \$2010-0° \$2011-0° \$2011-0° \$2009-4° \$2010-4° \$2011- | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75597 | 椎间融合器（PEEK） | 2012-0° \$2013-0° \$2014-0° \$2012-4° \$2013-4° \$2014-4° \$2012-8° \$2013-8° \$2014- | 2012-0° \$2013-0° \$2014-0° \$2014-0° \$2012-4° \$2013-4° \$2014- | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75598 | 椎间融合器（钛合金）  | 2012-0° \$2013-0° \$2014-0° \$2012-4° \$2013-4° \$2014-4° \$2012-8° \$2013-8° \$2014- | 2012-0° \$2013-0° \$2014-0° \$2014-0° \$2012-4° \$2013-4° \$2014- | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75599 | 钛网          | 20130\$22130\$24130                                                                   | 20130\$22130\$24130                                               | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75600 | 钛网          | 20130\$22130\$24130                                                                   | 20130\$22130\$24130                                               | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75601 | 钛网          | 25060\$26060                                                                          | 25060\$26060                                                      | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75602 | 钛网          | 25090\$26090                                                                          | 25090\$26090                                                      | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75603 | 钛网（钛塞）（钉）   | 08060\$09060\$10060                                                                   | 08060\$09060\$10060                                               | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75604 | 钛网（钛塞）（钉）   | 08060\$09060\$10060                                                                   | 08060\$09060\$10060                                               | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75605 | 钛网（钛塞）（钉）   | 08060\$09060\$10060                                                                   | 08060\$09060\$10060                                               | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称            | 产品规格                                                            | 产品型号                | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|------|
| JC75606 | 钛网（钛塞）（钉）       | 08060\$09060\$10060                                             | 08060\$09060\$10060 | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75607 | 钛网（2钛塞 6钉）      | 08060\$09060\$10060                                             | 08060\$09060\$10060 | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75608 | 钛网（2钛塞 6钉）      | 25130\$26130                                                    | 25130\$26130        | 德州金约应医疗器械有限公司 |      |
| JC75621 | L型颌面钢板（纯钛）      | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                     | YHQ01               | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |
| JC75622 | 120° 弯形颌面钢板（纯钛） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                     | YHQ02               | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |
| JC75623 | T型颌面钢板（纯钛）      | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                     | YHQ03               | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |
| JC75624 | 双Y型颌面钢板（钝钛）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                     | YHQ04               | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |
| JC75625 | Y型颌面钢板（纯钛）      | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                     | YHQ05               | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |
| JC75626 | Z型颌面钢板（纯钛）      | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                     | YHQ06               | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |
| JC75627 | 弧型颌面钢板11（纯钛）    | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔<br>\$11孔\$12孔                       | YHQ11               | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |
| JC75628 | 弧型颌面钢板10（纯钛）    | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                     | YHZ10               | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |
| JC75629 | 直型颌面钢板1（纯钛）     | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔<br>\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14<br>孔 | ZHQ01               | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |

| 流水号     | 产品名称        | 产品规格                                                                        | 产品型号                                                       | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------|
| JC75630 | 直型颌面钢板2（纯钛） | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔                     | ZHQ02                                                      | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC75631 | 直型颌面钢板4（纯钛） | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | ZHQ04                                                      | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC75632 | SIB颈前路板     | L25\$L27.5\$L30\$L32.5\$L35                                                 | 1125\$1127\$1130\$1132\$1135                               | 深圳市斯玛仪器有限公司  |      |
| JC75633 | SIB颈前路板     | L62.5\$L65\$L67.5\$L70\$L72.5                                               | 1162\$1165\$1167\$1170\$1172                               | 深圳市斯玛仪器有限公司  |      |
| JC75634 | SIB颈前路钉     | Φ4.0*12\$Φ4.0*14\$Φ4.0*16\$Φ4.3*12\$Φ4.3*14\$Φ4.3*16                        | 314012\$314014\$314016\$314312\$314314\$314316             | 深圳市斯玛仪器有限公司  |      |
| JC75635 | SIB颈前路钉     | Φ4.0*12\$Φ4.0*14\$Φ4.0*16\$Φ4.3*12\$Φ4.3*14\$Φ4.3*16                        | 314012\$314014\$314016\$314312\$314314\$314316             | 深圳市斯玛仪器有限公司  |      |
| JC75636 | SIB颈前路钉     | Φ4.0*12\$Φ4.0*14\$Φ4.0*16\$Φ4.3*12\$Φ4.3*14\$Φ4.3*16                        | 314012\$314014\$314016\$314312\$314314\$314316             | 深圳市斯玛仪器有限公司  |      |
| JC75637 | SIB颈前路板     | L37.5\$L40\$L42.5\$L45\$L47.5\$L50\$L52.5\$L55\$L57.5\$L60                  | 1137\$1140\$1142\$1145\$1147\$1150\$1152\$1155\$1157\$1160 | 深圳市斯玛仪器有限公司  |      |
| JC75638 | 梯形螺纹螺塞      | Φ10                                                                         | 6210                                                       | 深圳市斯玛仪器有限公司  |      |
| JC75639 | 梯形螺纹螺塞      | Φ10                                                                         | 6210                                                       | 深圳市斯玛仪器有限公司  |      |
| JC75640 | TJ横连头       | （大）                                                                         | 7310                                                       | 深圳市斯玛仪器有限公司  |      |
| JC75641 | 胸腰椎棒        | L200\$L400                                                                  | 226020\$226040                                             | 深圳市斯玛仪器有限公司  |      |

| 流水号     | 产品名称  | 产品规格                            | 产品型号                                           | 生产企业        | 挂网企业 |
|---------|-------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------|------|
| JC75642 | 胸腰椎棒  | L200\$L400                      | 226020\$226040                                 | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75643 | 胸腰椎棒  | L200\$L400                      | 226020\$226040                                 | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75644 | 多轴横连  | L34\$L38\$L42\$L50              | 7234\$7238\$7242\$7250                         | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75645 | 多轴横连  | L34\$L38\$L42\$L50              | 7234\$7238\$7242\$7250                         | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75646 | 多轴横连  | L34\$L38\$L42\$L50              | 7234\$7238\$7242\$7250                         | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75647 | 多轴横连  | L34\$L38\$L42\$L50              | 7234\$7238\$7242\$7250                         | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75648 | 多轴横连  | L34\$L38\$L42\$L50              | 7234\$7238\$7242\$7250                         | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75649 | 多轴横连  | L34\$L38\$L42\$L50              | 7234\$7238\$7242\$7250                         | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75650 | 多轴横连  | L34\$L38\$L42\$L50              | 7234\$7238\$7242\$7250                         | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75651 | TJ横连杆 | 50*4*3\$60*4*3\$70*4*3\$120*4*3 | 7405\$7406\$7407\$7412                         | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75652 | 胸腰椎棒  | L45\$L50\$L60\$L70\$L80\$90     | 226004\$226005\$226006\$226007\$226008\$226009 | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75653 | 胸腰椎棒  | L45\$L50\$L60\$L70\$L80\$90     | 226004\$226005\$226006\$226007\$226008\$226009 | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                                                                                              | 产品型号                                                                            | 生产企业        | 挂网企业 |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| JC75654 | 胸腰椎棒      | L45\$L50\$L60\$L70\$L80\$90                                                                                       | 226004\$226005\$226006<br>\$226007\$226008\$226009                              | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75655 | 胸腰椎棒      | L45\$L50\$L60\$L70\$L80\$90                                                                                       | 226004\$226005\$226006<br>\$226007\$226008\$226009                              | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75656 | 胸腰椎棒      | L45\$L50\$L60\$L70\$L80\$90                                                                                       | 226004\$226005\$226006<br>\$226007\$226008\$226009                              | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75657 | 胸腰椎棒      | L90\$L100\$L110\$L120\$L130\$L140<br>\$L150\$L160                                                                 | 226010\$226011\$226012<br>\$226013\$226014\$226015\$226016                      | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75658 | 胸腰椎固定头钉   | Φ 4. 5*25\$ Φ 4. 5*30\$ Φ 4. 5*35\$<br>Φ 4. 5*40\$ Φ 5. 5*25\$ Φ 5. 5*30\$<br>Φ 5. 5*35\$ Φ 5. 5*40\$ Φ 5. 5*45\$ | 364525\$364530\$364535<br>\$364540\$365525\$365530\$365535\$365540\$365545      | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75659 | 胸腰椎固定头钉   | Φ 4. 5*25\$ Φ 4. 5*30\$ Φ 4. 5*35\$<br>Φ 4. 5*40\$ Φ 5. 5*25\$ Φ 5. 5*30\$<br>Φ 5. 5*35\$ Φ 5. 5*40\$ Φ 5. 5*45\$ | 364525\$364530\$364535<br>\$364540\$365525\$365530\$365535\$365540\$365545      | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75660 | 胸腰椎万向头钉   | Φ 4. 5*25\$ Φ 4. 5*30\$ Φ 4. 5*35\$<br>Φ 4. 5*40\$ Φ 5. 5*25\$ Φ 5. 5*30\$<br>Φ 5. 5*35\$ Φ 5. 5*40\$ Φ 5. 5*45\$ | 374525\$374530\$374535<br>\$374540\$375525\$375530\$375535\$375540\$375545      | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75661 | 胸腰椎万向头钉   | Φ 4. 5*25\$ Φ 4. 5*30\$ Φ 4. 5*35\$<br>Φ 4. 5*40\$ Φ 5. 5*25\$ Φ 5. 5*30\$<br>Φ 5. 5*35\$ Φ 5. 5*40\$ Φ 5. 5*45\$ | 374525\$374530\$374535<br>\$374540\$375525\$375530\$375535\$375540\$375545      | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75662 | 胸腰椎长头固定头钉 | Φ 4. 5*25\$ Φ 4. 5*30\$ Φ 4. 5*35\$<br>Φ 4. 5*40\$ Φ 5. 5*25\$ Φ 5. 5*30\$<br>Φ 5. 5*35\$ Φ 5. 5*40\$ Φ 5. 5*45\$ | 364525L\$364530L\$364535L\$364540L\$365525L\$365530L\$365535L\$365540L\$365545L | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75663 | 胸腰椎长头固定头钉 | Φ 4. 5*25\$ Φ 4. 5*30\$ Φ 4. 5*35\$<br>Φ 4. 5*40\$ Φ 5. 5*25\$ Φ 5. 5*30\$<br>Φ 5. 5*35\$ Φ 5. 5*40\$ Φ 5. 5*45\$ | 364525L\$364530L\$364535L\$364540L\$365525L\$365530L\$365535L\$365540L\$365545L | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75664 | 胸腰椎长头固定头钉 | Φ 4. 5*25\$ Φ 4. 5*30\$ Φ 4. 5*35\$<br>Φ 4. 5*40\$ Φ 5. 5*25\$ Φ 5. 5*30\$<br>Φ 5. 5*35\$ Φ 5. 5*40\$ Φ 5. 5*45\$ | 364525L\$364530L\$364535L\$364540L\$365525L\$365530L\$365535L\$365540L\$365545L | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75665 | 胸腰椎长头万向头钉 | Φ 4. 5*25\$ Φ 4. 5*30\$ Φ 4. 5*35\$<br>Φ 4. 5*40\$ Φ 5. 5*25\$ Φ 5. 5*30\$<br>Φ 5. 5*35\$ Φ 5. 5*40\$ Φ 5. 5*45\$ | 374525L\$374530L\$374535L\$374540L\$375525L\$375530L\$375535L\$375540L\$375545L | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                                                                                              | 产品型号                                                                | 生产企业        | 挂网企业 |
|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| JC75666 | 胸腰椎长头万向头钉 | Φ 4. 5*25\$ Φ 4. 5*30\$ Φ 4. 5*35\$<br>Φ 4. 5*40\$ Φ 5. 5*25\$ Φ 5. 5*30\$<br>Φ 5. 5*35\$ Φ 5. 5*40\$ Φ 5. 5*45\$ | 374525L\$374530L\$374535L\$374540L\$375525L\$375530L\$375535L\$3755 | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75667 | 胸腰椎长头万向头钉 | Φ 4. 5*25\$ Φ 4. 5*30\$ Φ 4. 5*35\$<br>Φ 4. 5*40\$ Φ 5. 5*25\$ Φ 5. 5*30\$<br>Φ 5. 5*35\$ Φ 5. 5*40\$ Φ 5. 5*45\$ | 374525L\$374530L\$374535L\$374540L\$375525L\$375530L\$375535L\$3755 | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75668 | 胸腰椎长头万向头钉 | Φ 4. 5*25\$ Φ 4. 5*30\$ Φ 4. 5*35\$<br>Φ 4. 5*40\$ Φ 5. 5*25\$ Φ 5. 5*30\$<br>Φ 5. 5*35\$ Φ 5. 5*40\$ Φ 5. 5*45\$ | 374525L\$374530L\$374535L\$374540L\$375525L\$375530L\$375535L\$3755 | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75669 | CPS一阶段板   | 一阶段                                                                                                               | 1210                                                                | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75670 | CPS二阶段板   | 二阶段                                                                                                               | 1220                                                                | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75671 | CPS多阶段板   | 多阶段                                                                                                               | 1230                                                                | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75672 | CPS枕骨板    | 枕骨板                                                                                                               | 1240                                                                | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75673 | CPS梯形螺纹螺塞 | Φ 7                                                                                                               | 6207                                                                | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75674 | CPS梯形螺纹螺塞 | Φ 7                                                                                                               | 6207                                                                | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75675 | CPS横连头    | (小)                                                                                                               | 7320                                                                | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75676 | CPS横连头    | (小)                                                                                                               | 7320                                                                | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75677 | CPS横连头    | (小)                                                                                                               | 7320                                                                | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                                                                                     | 产品型号                                                                     | 生产企业        | 挂网企业 |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------|
| JC75678 | CPS颈后路直钩  | (短)\$ (长)                                                                                                | 4110\$4120                                                               | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75679 | CPS颈后路斜钩  | (左)\$ (右)                                                                                                | 4210\$4220                                                               | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75680 | CPS颈后路棒   | Φ 3.5*30\$ Φ 3.5*40\$ Φ 3.5*50\$<br>Φ 3.5*60\$ Φ 3.5*70\$ Φ 3.5*80\$<br>Φ 3.5*90\$ Φ 3.5*100\$ Φ         | 213503\$213504\$213505<br>\$213506\$213507\$213508\$213509\$213510\$2135 | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75681 | CPS颈后路棒   | Φ 3.5*30\$ Φ 3.5*40\$ Φ 3.5*50\$<br>Φ 3.5*60\$ Φ 3.5*70\$ Φ 3.5*80\$<br>Φ 3.5*90\$ Φ 3.5*100\$ Φ         | 213503\$213504\$213505<br>\$213506\$213507\$213508\$213509\$213510\$2135 | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75682 | CPS颈后路棒   | Φ 3.5*30\$ Φ 3.5*40\$ Φ 3.5*50\$<br>Φ 3.5*60\$ Φ 3.5*70\$ Φ 3.5*80\$<br>Φ 3.5*90\$ Φ 3.5*100\$ Φ         | 213503\$213504\$213505<br>\$213506\$213507\$213508\$213509\$213510\$2135 | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75683 | CPS颈后路棒   | Φ 3.5*30\$ Φ 3.5*40\$ Φ 3.5*50\$<br>Φ 3.5*60\$ Φ 3.5*70\$ Φ 3.5*80\$<br>Φ 3.5*90\$ Φ 3.5*100\$ Φ         | 213503\$213504\$213505<br>\$213506\$213507\$213508\$213509\$213510\$2135 | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75684 | CPS板用钉    | Φ 3.5*6\$ Φ 3.5*8\$ Φ 3.5*10\$ Φ<br>3.5*12\$ Φ 3.5*14\$ Φ 3.5*16\$ Φ<br>3.5*18\$ Φ 3.5*20\$ Φ 3.5*22\$ Φ | 323506\$323508\$323510<br>\$323512\$323514\$323516\$323518\$323520\$3235 | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75685 | CPS板用钉    | Φ 3.5*6\$ Φ 3.5*8\$ Φ 3.5*10\$ Φ<br>3.5*12\$ Φ 3.5*14\$ Φ 3.5*16\$ Φ<br>3.5*18\$ Φ 3.5*20\$ Φ 3.5*22\$ Φ | 323506\$323508\$323510<br>\$323512\$323514\$323516\$323518\$323520\$3235 | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75686 | CPS板用钉    | Φ 3.5*6\$ Φ 3.5*8\$ Φ 3.5*10\$ Φ<br>3.5*12\$ Φ 3.5*14\$ Φ 3.5*16\$ Φ<br>3.5*18\$ Φ 3.5*20\$ Φ 3.5*22\$ Φ | 323506\$323508\$323510<br>\$323512\$323514\$323516\$323518\$323520\$3235 | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75687 | CPS板用钉    | Φ 3.5*6\$ Φ 3.5*8\$ Φ 3.5*10\$ Φ<br>3.5*12\$ Φ 3.5*14\$ Φ 3.5*16\$ Φ<br>3.5*18\$ Φ 3.5*20\$ Φ 3.5*22\$ Φ | 323506\$323508\$323510<br>\$323512\$323514\$323516\$323518\$323520\$3235 | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75688 | CPS颈后路棒用钉 | Φ 3.5*10\$ Φ 3.5*12\$ Φ 3.5*14\$<br>Φ 3.5*16\$ Φ 3.5*18\$ Φ 3.5*20\$<br>Φ 3.5*22\$ Φ 3.5*24\$ Φ 4.0*10\$ | 333510\$333512\$333514\$333516\$333518\$333520\$333522\$333524\$3340     | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |
| JC75689 | CPS颈后路棒用钉 | Φ 3.5*10\$ Φ 3.5*12\$ Φ 3.5*14\$<br>Φ 3.5*16\$ Φ 3.5*18\$ Φ 3.5*20\$<br>Φ 3.5*22\$ Φ 3.5*24\$ Φ 4.0*10\$ | 333510\$333512\$333514\$333516\$333518\$333520\$333522\$333524\$3340     | 深圳市斯玛仪器有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                                                      | 产品型号                                                                              | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| JC75690 | CPS颈后路棒用钉          | Φ3.5*10\$Φ3.5*12\$Φ3.5*14\$<br>Φ3.5*16\$Φ3.5*18\$Φ3.5*20\$<br>Φ3.5*22\$Φ3.5*24\$Φ4.0*10\$ | 333510\$333512\$333514\$<br>\$333516\$333518\$333520\$<br>0\$333522\$333524\$3340 | 深圳市斯玛仪器有限公司  |      |
| JC75691 | CPS横连杆             | L25\$L30\$L35\$L40\$L45\$L50\$L55\$<br>L80                                                | 7425S\$7430S\$7435S\$7440S\$<br>7445S\$7450S\$7455S\$7480S                        | 深圳市斯玛仪器有限公司  |      |
| JC75692 | CPS横连杆             | L25\$L30\$L35\$L40\$L45\$L50\$L55\$<br>L80                                                | 7425S\$7430S\$7435S\$7440S\$<br>7445S\$7450S\$7455S\$7480S                        | 深圳市斯玛仪器有限公司  |      |
| JC75693 | CPS横连杆             | L25\$L30\$L35\$L40\$L45\$L50\$L55\$<br>L80                                                | 7425S\$7430S\$7435S\$7440S\$<br>7445S\$7450S\$7455S\$7480S                        | 深圳市斯玛仪器有限公司  |      |
| JC75694 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度：                                   | HAQ03G                                                                            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75695 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度：                                   | HAQ03G                                                                            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75696 | 螺钉 4.5mm自攻（钛合金）    | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度：                                   | HAQ03G                                                                            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75697 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度：                                   | HAQ03G                                                                            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75698 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度：                                   | HAQ03G                                                                            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75699 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度：                                   | HAQ03G                                                                            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75700 | 螺钉 4.5mm自攻（钛合金）    | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度：                                   | HAQ03G                                                                            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75701 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度：                                   | HAQ03G                                                                            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                    | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75702 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75703 | 螺钉 4.5mm自攻（钛合金）    | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75704 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75705 | 螺钉 4.5mm自攻（钛合金）    | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75706 | 螺钉 4.5mm自攻（钛合金）    | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75707 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75708 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75709 | 螺钉 4.5mm自攻（钛合金）    | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75710 | 螺钉 4.5mm自攻（钛合金）    | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75711 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75712 | 螺钉 4.5mm自攻（钛合金）    | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75713 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                    | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75714 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75715 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75716 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75717 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75718 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75719 | 螺钉 4.5mm自攻（钛合金）    | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75720 | 螺钉 4.5mm自攻（钛合金）    | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75721 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75722 | 螺钉 4.5mm自攻（钛合金）    | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75723 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75724 | 螺钉 4.5mm自攻（钛合金）    | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75725 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                    | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|--------------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75726 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75727 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75728 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75729 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75730 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75731 | 螺钉 4.5mm自攻（钛合金）    | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75732 | 螺钉 3.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75733 | 螺钉 3.5mm（钛合金）      | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75734 | 螺钉 3.5mm（钛合金）      | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75735 | 螺钉 4.5mm（钛合金）      | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75736 | 螺钉 4.5mm（钛合金）      | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75737 | 螺钉 3.5mm（钛合金）      | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                    | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75738 | 螺钉 4.5mm（钛合金） | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75739 | 螺钉 3.5mm（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75740 | 螺钉 4.5mm（钛合金） | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75741 | 螺钉 3.5mm（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75742 | 螺钉 4.5mm（钛合金） | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75743 | 螺钉 3.5mm（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75744 | 螺钉 4.5mm（钛合金） | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75745 | 螺钉 4.5mm（钛合金） | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75746 | 螺钉 3.5mm（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75747 | 螺钉 3.5mm（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75748 | 螺钉 3.5mm（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75749 | 螺钉 4.5mm（钛合金） | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称          | 产品规格                                                    | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75750 | 螺钉 4.5mm（钛合金） | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75751 | 螺钉 3.5mm（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75752 | 螺钉 3.5mm（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75753 | 螺钉 3.5mm（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75754 | 螺钉 3.5mm（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75755 | 螺钉 3.5mm（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75756 | 螺钉 3.5mm（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75757 | 螺钉 3.5mm（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75758 | 螺钉 4.5mm（钛合金） | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75759 | 螺钉 3.5mm（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75760 | 螺钉 3.5mm（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75761 | 螺钉 3.5mm（钛合金） | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称            | 产品规格                                                    | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75762 | 螺钉 3.5mm（钛合金）   | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75763 | 螺钉 3.5mm（钛合金）   | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75764 | 螺钉 4.5mm（钛合金）   | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75765 | 螺钉 3.5mm（钛合金）   | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75766 | 螺钉 3.5mm（钛合金）   | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75767 | 螺钉 4.5mm（钛合金）   | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75768 | 螺钉 3.5mm（钛合金）   | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75769 | 螺钉 3.5mm（钛合金）   | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75770 | 螺钉 3.5mm（钛合金）   | 直径：3.5，长度：6mm\$直径：3.5，长度：7mm\$直径：3.5，长度：8mm\$直径：3.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75771 | 螺钉 4.5mm（钛合金）   | 直径：4.5，长度：6mm\$直径：4.5，长度：7mm\$直径：4.5，长度：8mm\$直径：4.5，长度： | HAQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75772 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75773 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称            | 产品规格                                                    | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75774 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75775 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金） | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75776 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75777 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75778 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75779 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金） | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75780 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75781 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75782 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75783 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金） | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75784 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金） | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75785 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称            | 产品规格                                                    | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75786 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75787 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75788 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75789 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75790 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金） | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75791 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75792 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金） | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75793 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75794 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75795 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75796 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金） | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75797 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称            | 产品规格                                                    | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75798 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金） | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75799 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75800 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75801 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金） | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75802 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75803 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75804 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75805 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75806 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75807 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金） | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75808 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金） | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75809 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称            | 产品规格                                                    | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75810 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75811 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75812 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75813 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75814 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75815 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75816 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75817 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75818 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75819 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75820 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75821 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称            | 产品规格                                                    | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75822 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75823 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75824 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75825 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75826 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75827 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75828 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金） | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75829 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75830 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75831 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75832 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金） | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75833 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称            | 产品规格                                                    | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75834 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75835 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75836 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75837 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金） | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75838 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金） | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75839 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金） | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75840 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75841 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75842 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75843 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75844 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75845 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称            | 产品规格                                                    | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-----------------|---------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75846 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75847 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75848 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75849 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75850 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金） | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75851 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75852 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75853 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）  | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75854 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金） | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75855 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金） | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75856 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金） | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75857 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金） | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度： | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                       | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75858 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金）    | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度：    | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75859 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金）    | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度：    | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75860 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金）    | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度：    | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75861 | 螺钉2.5mm自攻（钛合金）     | 直径：2.5，长度：4mm\$直径：2.5，长度：5mm\$直径：2.5，长度：6mm\$直径：2.5，长度：    | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75862 | 螺钉 1.5mm自攻（钛合金）    | 直径：1.5，长度：4mm\$直径：1.5，长度：5mm\$直径：1.5，长度：6mm\$直径：1.5，长度：    | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75863 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金）    | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度：    | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75864 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金）    | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度：    | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75865 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金）    | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度：    | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75866 | 螺钉 2.0mm自攻（钛合金）    | 直径：2.0，长度：4mm\$直径：2.0，长度：5mm\$直径：2.0，长度：6mm\$直径：2.0，长度：    | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75867 | 螺钉 2.7mm自攻（钛合金）    | 直径：2.7，长度：6mm\$直径：2.7，长度：7mm\$直径：2.7，长度：8mm\$直径：2.7，长度：    | HAZ02G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75868 | 螺钉 6.5mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75869 | 螺钉 6.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                       | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75870 | 螺钉 4.0mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75871 | 螺钉 6.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75872 | 螺钉 6.5mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75873 | 螺钉 4.0mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75874 | 螺钉 4.0mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75875 | 螺钉 4.0mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75876 | 螺钉 4.0mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75877 | 螺钉 6.5mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75878 | 螺钉 4.0mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75879 | 螺钉 4.0mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75880 | 螺钉 4.0mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75881 | 螺钉 4.0mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                       | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75882 | 螺钉 4.0mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75883 | 螺钉 4.0mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75884 | 螺钉 4.0mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75885 | 螺钉 4.0mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75886 | 螺钉 4.0mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75887 | 螺钉 4.0mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75888 | 螺钉 4.0mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75889 | 螺钉 4.0mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75890 | 螺钉 6.5mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75891 | 螺钉 6.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75892 | 螺钉 4.0mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75893 | 螺钉 4.0mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                       | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75894 | 螺钉 4.0mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75895 | 螺钉 6.5mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75896 | 螺钉 4.0mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75897 | 螺钉 6.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75898 | 螺钉 6.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75899 | 螺钉 6.5mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75900 | 螺钉 4.0mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75901 | 螺钉 4.0mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75902 | 螺钉 6.5mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75903 | 螺钉 6.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75904 | 螺钉 4.0mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75905 | 螺钉 6.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称               | 产品规格                                                       | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|--------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75906 | 螺钉 4.0mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75907 | 螺钉 4.0mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75908 | 螺钉 6.5mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75909 | 螺钉 6.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75910 | 螺钉 6.5mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75911 | 螺钉 6.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75912 | 螺钉 4.0mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75913 | 螺钉 6.5mm半螺纹自攻（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75914 | 螺钉 6.5mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75915 | 螺钉 4.0mm全螺纹自攻（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03G | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75916 | 螺钉 4.0mm全螺纹（钛合金）   | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75917 | 螺钉 6.5mm全螺纹（钛合金）   | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                       | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75918 | 螺钉 4.0mm半螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75919 | 螺钉 6.5mm全螺纹（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75920 | 螺钉 4.0mm全螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75921 | 螺钉 4.0mm全螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75922 | 螺钉 4.0mm半螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75923 | 螺钉 4.0mm半螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75924 | 螺钉 6.5mm半螺纹（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75925 | 螺钉 4.0mm半螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75926 | 螺钉 4.0mm全螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75927 | 螺钉 6.5mm半螺纹（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75928 | 螺钉 6.5mm全螺纹（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75929 | 螺钉 6.5mm全螺纹（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                       | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75930 | 螺钉 4.0mm全螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75931 | 螺钉 4.0mm半螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75932 | 螺钉 4.0mm半螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75933 | 螺钉 4.0mm全螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75934 | 螺钉 6.5mm全螺纹（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75935 | 螺钉 4.0mm半螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75936 | 螺钉 4.0mm全螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75937 | 螺钉 4.0mm全螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75938 | 螺钉 6.5mm全螺纹（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75939 | 螺钉 4.0mm半螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75940 | 螺钉 4.0mm全螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75941 | 螺钉 4.0mm全螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                       | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75942 | 螺钉 4.0mm全螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75943 | 螺钉 6.5mm全螺纹（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75944 | 螺钉 6.5mm半螺纹（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75945 | 螺钉 6.5mm半螺纹（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75946 | 螺钉 6.5mm全螺纹（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75947 | 螺钉 6.5mm半螺纹（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75948 | 螺钉 6.5mm全螺纹（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75949 | 螺钉 4.0mm全螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75950 | 螺钉 4.0mm半螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75951 | 螺钉 4.0mm半螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75952 | 螺钉 4.0mm全螺纹（钛合金） | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75953 | 螺钉 6.5mm全螺纹（钛合金） | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                                  | 产品规格                                                       | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| JC75954 | 螺钉 4.0mm全螺纹（钛合金）                      | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75955 | 螺钉 4.0mm半螺纹（钛合金）                      | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75956 | 螺钉 4.0mm半螺纹（钛合金）                      | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75957 | 螺钉 6.5mm半螺纹（钛合金）                      | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75958 | 螺钉 4.0mm半螺纹（钛合金）                      | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75959 | 螺钉 6.5mm半螺纹（钛合金）                      | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75960 | 螺钉 6.5mm半螺纹（钛合金）                      | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75961 | 螺钉 6.5mm半螺纹（钛合金）                      | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75962 | 螺钉 6.5mm半螺纹（钛合金）                      | 直径：6.5，长度：15mm\$直径：6.5，长度：16mm\$直径：6.5，长度：17mm\$直径：6.5，长度： | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC75963 | 螺钉 4.0mm半螺纹（钛合金）                      | 直径：4.0，长度：6mm\$直径：4.0，长度：7mm\$直径：4.0，长度：8mm\$直径：4.0，长度：    | HBQ03P | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77050 | AF型固定棒（直径6mm以上，含6mm） 钛合金，长度在90mm（含）以下 | φ 8.0*40-80mm\$ φ 10.0*40-80mm                             | AF型    | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77051 | AF型横连器（固定长度） 钛合金                      | 30-100mm                                                   | AF型    | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称                                | 产品规格                                                                                  | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------|
| JC77052 | AF型固定单轴螺钉（含附件） 钛合金                  | Φ 5.0*20mm\$ Φ 5.0*25mm\$ Φ 5.0*30mm\$ Φ 5.0*35mm\$ Φ 5.0*40mm\$ Φ 5.0*45mm\$ Φ       | AF型     | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77053 | ESS-II型固定棒 钛合金，长度在90mm—200（不含）mm    | Φ 5.5*90mm\$ Φ 5.5*100mm\$ Φ 5.5*110mm\$ Φ 5.5*120mm\$ Φ 5.5*130mm\$ Φ 5.5*140mm\$ Φ  | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77054 | ESS-II型棒 钛合金，长度在200（含）mm以上          | Φ 5.5*200mm\$ Φ 5.5*210mm\$ Φ 5.5*220mm\$ Φ 5.5*230mm\$ Φ 5.5*240mm\$ Φ 5.5*250mm\$ Φ | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77055 | ESS-II型横连器（可调长度） 钛合金                | 30-100mm                                                                              | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77056 | ESS-II型单轴长臂自攻螺钉（含附件） 钛合金            | Φ 3.0*20mm\$ Φ 3.0*25mm\$ Φ 3.0*30mm\$ Φ 3.0*35mm\$ Φ 3.0*40mm\$ Φ 3.0*45mm\$ Φ       | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77057 | ESS-II型横连器（可调长度） 钛合金                | 30-100mm                                                                              | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77058 | ESS-II型横连器（可调长度） 钛合金                | 30-100mm                                                                              | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77059 | ESS-II型单轴长臂自攻螺钉（含附件） 钛合金            | Φ 3.0*20mm\$ Φ 3.0*25mm\$ Φ 3.0*30mm\$ Φ 3.0*35mm\$ Φ 3.0*40mm\$ Φ 3.0*45mm\$ Φ       | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77060 | ESS-II型固定棒 钛合金，长度在90（含）mm以下         | Φ 5.5 / 6.0*50-80mm，每10mm为一规格                                                         | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77061 | ESS-II型固定棒 钛合金，长度在90mm—200（不含）mm    | Φ 5.5 / 6.0*90-190mm，每10mm为一规格                                                        | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77062 | ESS-II型棒 钛合金，长度在200（含）mm以上          | Φ 5.5 / 6.0*200-360mm，每10mm为一规格                                                       | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77063 | ESS-II型多轴长臂自攻螺钉（含附件） 钛合金，多步锁紧，非对称螺纹 | Φ 3.0*20mm\$ Φ 3.0*25mm\$ Φ 3.0*30mm\$ Φ 3.0*35mm\$ Φ 3.0*40mm\$ Φ 3.0*45mm\$ Φ       | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                                      | 产品规格                                                                                                                                                                                | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------|
| JC77064 | ESS-II型多轴长臂自攻螺钉<br>(含附件) 钛合金, 多步锁紧, 非对称螺纹 | $\phi 3.0 \times 20\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 25\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 30\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 35\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 40\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 45\text{mm}$ | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77065 | ESS-II型固定棒 钛合金, 长度在90(含)mm以下              | $\phi 5.5 / 6.0 \times 50-80\text{mm}$ , 每10mm为一规格                                                                                                                                  | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77066 | ESS-II型横连器(可调长度) 钛合金                      | 30-100mm                                                                                                                                                                            | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77067 | ESS-II型单轴长臂自攻螺钉<br>(含附件) 钛合金              | $\phi 3.0 \times 20\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 25\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 30\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 35\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 40\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 45\text{mm}$ | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77068 | ESS-II型单轴长臂自攻螺钉<br>(含附件) 钛合金              | $\phi 3.0 \times 20\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 25\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 30\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 35\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 40\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 45\text{mm}$ | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77069 | ESS-II型横连器(可调长度) 钛合金                      | 30-100mm                                                                                                                                                                            | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77070 | ESS-II型单轴长臂自攻螺钉<br>(含附件) 钛合金              | $\phi 3.0 \times 20\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 25\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 30\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 35\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 40\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 45\text{mm}$ | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77071 | ESS-II型横连器(可调长度) 钛合金                      | 30-100mm                                                                                                                                                                            | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77072 | ESS-II型多轴长臂自攻螺钉<br>(含附件) 钛合金, 多步锁紧, 非对称螺纹 | $\phi 3.0 \times 20\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 25\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 30\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 35\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 40\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 45\text{mm}$ | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77073 | ESS-II型单轴长臂自攻螺钉<br>(含附件) 钛合金              | $\phi 3.0 \times 20\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 25\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 30\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 35\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 40\text{mm}$ $\phi 3.0 \times 45\text{mm}$ | ESS-II型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77074 | RF-III型单轴长臂自攻螺钉<br>(含附件) 钛合金, 多步锁紧, 非对称螺纹 | $\phi 5.0 \times 20\text{mm}$ $\phi 5.0 \times 25\text{mm}$ $\phi 5.0 \times 30\text{mm}$ $\phi 5.0 \times 35\text{mm}$ $\phi 5.0 \times 40\text{mm}$ $\phi 5.0 \times 45\text{mm}$ | RF-III型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77075 | RF-III型固定棒 钛合金, 长度在90mm(含)以下              | $\phi 6.0 \times 30-90\text{mm}$                                                                                                                                                    | RF-III型 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                     | 产品规格                                                                                        | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------|
| JC77076 | 微型双头空钉3.0mm 钛合金          | 3.0mm*12mm\$3.0mm*13mm\$3.0mm*14mm\$3.0mm*15mm\$3.0mm*16mm\$3.0mm*17mm\$3.0mm*18mm\$3.0mm*1 | GJYDIII | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77077 | 锥形接骨螺钉（空心半牙）<br>6.5mm钛合金 | 6.5mm*25mm\$6.5mm*26mm\$6.5mm*27mm\$6.5mm*28mm\$6.5mm*29mm\$6.5mm*30mm\$6.5mm*31mm\$6.5mm*3 | GJYDIV  | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77078 | 锥形接骨螺钉（空心半牙）<br>6.5mm不锈钢 | 6.5mm*25mm\$6.5mm*26mm\$6.5mm*27mm\$6.5mm*28mm\$6.5mm*29mm\$6.5mm*30mm\$6.5mm*31mm\$6.5mm*3 | GJYDIV  | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77079 | 单头空心钉7.0mm（不锈钢）          | 7.0mm*25mm\$7.0mm*26mm\$7.0mm*27mm\$7.0mm*28mm\$7.0mm*29mm\$7.0mm*30mm\$7.0mm*31mm\$7.0mm*3 | GJYDVII | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77080 | 单头空心钉4.5mm（不锈钢）          | 4.5mm*25mm\$4.5mm*26mm\$4.5mm*27mm\$4.5mm*28mm\$4.5mm*29mm\$4.5mm*30mm\$4.5mm*31mm\$4.5mm*3 | GJYDVII | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77081 | 垫片（4.0MM固定钉用） 钛合金        | 4.0mm                                                                                       | GJYDVII | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77082 | 单头空心钉4.5mm（钛合金）          | 4.5mm*25mm\$4.5mm*26mm\$4.5mm*27mm\$4.5mm*28mm\$4.5mm*29mm\$4.5mm*30mm\$4.5mm*31mm\$4.5mm*3 | GJYDVII | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77083 | 垫片（4.5MM固定钉用） 钛合金        | 4.5mm                                                                                       | GJYDVII | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77084 | 垫片（4.0MM固定钉用） 不锈钢        | 4.0mm                                                                                       | GJYDVII | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77085 | 垫片（7.0MM固定钉用） 不锈钢        | 7.0mm                                                                                       | GJYDVII | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77086 | 垫片（7.0MM固定钉用） 钛合金        | 7.0mm                                                                                       | GJYDVII | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77087 | 垫片（4.5MM固定钉用） 不锈钢        | 4.5mm                                                                                       | GJYDVII | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                   | 产品规格                                                                                        | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------|
| JC77088 | 单头空心钉4.0mm（不锈钢）        | 4.0mm*12mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*14mm\$4.0mm*15mm\$4.0mm*16mm\$4.0mm*17mm\$4.0mm*18mm\$4.0mm*1 | GJYDVII | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77089 | 单头空心钉7.0mm钛合金          | 7.0mm*45mm\$7.0mm*50mm\$7.0mm*55mm\$7.0mm*60mm\$7.0mm*65mm\$7.0mm*70mm\$7.0mm*75mm\$7.0mm*8 | GJYDVII | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77090 | 单头空心钉4.0mm（钛合金）        | 4.0mm*12mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*14mm\$4.0mm*15mm\$4.0mm*16mm\$4.0mm*17mm\$4.0mm*18mm\$4.0mm*1 | GJYDVII | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77091 | 双头空心钉7.0（外六角）钛合金       | 7.0mm*45mm\$7.0mm*50mm\$7.0mm*55mm\$7.0mm*60mm\$7.0mm*65mm\$7.0mm*70mm\$7.0mm*75mm\$7.0mm*8 | GSJD I  | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77092 | 双头空心钉7.0（外六角）不锈钢       | 7.0mm*45mm\$7.0mm*50mm\$7.0mm*55mm\$7.0mm*60mm\$7.0mm*65mm\$7.0mm*70mm\$7.0mm*75mm\$7.0mm*8 | GSJD I  | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77093 | 双头空心钉7.0（内六角）钛合金       | 7.0mm*45mm\$7.0mm*50mm\$7.0mm*55mm\$7.0mm*60mm\$7.0mm*65mm\$7.0mm*70mm\$7.0mm*75mm\$7.0mm*8 | GSJD II | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77094 | 双头空心钉7.0（内六角）不锈钢       | 7.0mm*45mm\$7.0mm*50mm\$7.0mm*55mm\$7.0mm*60mm\$7.0mm*65mm\$7.0mm*70mm\$7.0mm*75mm\$7.0mm*8 | GSJD II | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77095 | 无头空心钉4.0mm（钛合金）        | 4.0mm*12mm\$4.0mm*13mm\$4.0mm*14mm\$4.0mm*15mm\$4.0mm*16mm\$4.0mm*17mm\$4.0mm*18mm\$4.0mm*1 | GSJDIII | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77096 | 锥形接骨螺钉（空心）6.5mm<br>不锈钢 | 6.5mm*45mm\$6.5mm*50mm\$6.5mm*55mm\$6.5mm*60mm\$6.5mm*65mm\$6.5mm*70mm\$6.5mm*75mm\$6.5mm*8 | GSJDIII | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77097 | 无头空心钉3.5mm（钛合金）        | 3.5mm*12mm\$3.5mm*13mm\$3.5mm*14mm\$3.5mm*15mm\$3.5mm*16mm\$3.5mm*17mm\$3.5mm*18mm\$3.5mm*1 | GSJDIII | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77098 | 无头空心钉3.0mm（钛合金）        | 3.0mm*12mm\$3.0mm*13mm\$3.0mm*14mm\$3.0mm*15mm\$3.0mm*16mm\$3.0mm*17mm\$3.0mm*18mm\$3.0mm*1 | GSJDIII | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77099 | 锥形接骨螺钉（空心）6.5mm<br>钛合金 | 6.5mm*45mm\$6.5mm*50mm\$6.5mm*55mm\$6.5mm*60mm\$6.5mm*65mm\$6.5mm*70mm\$6.5mm*75mm\$6.5mm*8 | GSJDIII | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                          | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                     | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------|
| JC77100 | 无头空心钉5.0mm（钛合金）               | 5.0mm*25mm\$5.0mm*26mm\$5.0mm*27mm\$5.0mm*28mm\$5.0mm*29mm\$5.0mm*30mm\$5.0mm*31mm\$5.0mm*32mm | GSJDIII                                  | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77101 | 张力带锚针不锈钢                      | 2.0mm*25mm\$2.0mm*26mm\$2.0mm*27mm\$2.0mm*28mm\$2.0mm*29mm\$2.0mm*30mm\$2.0mm*31mm\$2.0mm*32mm | GWZD II                                  | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC77110 | 加压螺钉（空心）钛合金                   | Φ7.2，长度:40mm\$Φ7.2，长度:41mm\$Φ7.2，长度:42mm\$Φ7.2，长度:43mm\$Φ7.2，长度:44mm                           | LZK03                                    | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77111 | 加压螺钉（空心）钛合金                   | Φ7.2，长度:40mm\$Φ7.2，长度:41mm\$Φ7.2，长度:42mm\$Φ7.2，长度:43mm\$Φ7.2，长度:44mm                           | QZK01                                    | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77112 | 定位垫圈（钛合金）                     | 垫圈孔直径：6.5\$垫圈孔直径：5.5\$垫圈孔直径：5.0\$垫圈孔直径：4.5\$垫圈孔直径：3.5\$垫圈孔直径：3.0\$                             | 定位垫圈（钛合金）                                | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77113 | 定位垫圈（钛合金）                     | 垫圈孔直径：6.5\$垫圈孔直径：5.5\$垫圈孔直径：5.0\$垫圈孔直径：4.5\$垫圈孔直径：3.5\$垫圈孔直径：3.0\$                             | 定位垫圈（钛合金）                                | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77114 | 普通垫圈（钛合金）                     | 垫圈孔直径：6.5\$垫圈孔直径：5.5\$垫圈孔直径：5.0\$垫圈孔直径：4.5\$垫圈孔直径：3.5\$垫圈孔直径：3.0\$                             | 普通垫圈（钛合金）                                | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77115 | 普通垫圈（钛合金）                     | 垫圈孔直径：6.5\$垫圈孔直径：5.5\$垫圈孔直径：5.0\$垫圈孔直径：4.5\$垫圈孔直径：3.5\$垫圈孔直径：3.0\$                             | 普通垫圈（钛合金）                                | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77832 | 135° 弯头锁定加压接骨板（纯钛）            | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                    | 135° 弯头锁定加压接骨板（纯钛）YSDZ（P / W）55          | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77833 | 3.5mm干骺端锁定加压接骨板（纯钛）           | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                            | 3.5mm干骺端锁定加压接骨板（纯钛）ZSDZ（P / W）06         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77834 | 4.5mm干骺端锁定加压接骨板（纯钛）           | 7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                                        | 4.5mm干骺端锁定加压接骨板（纯钛）ZSDZ（P / W）07         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77835 | L形（单曲 / 双曲）锁定加压接骨板（左 / 右）（纯钛） | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                        | L形（单曲 / 双曲）锁定加压接骨板（纯钛）YSDZ（P / W）67 / 66 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                                           | 产品规格                                                                    | 产品型号                                           | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|
| JC77836 | S型锁骨（肩胛骨 / 中段 / 内段）锁定加压接骨板（左 / 右）（纯钛）          | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                                   | S型锁骨（肩胛骨 / 中段 / 内段）锁定加压接骨板（左 / 右）（纯            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77837 | S型锁骨肩胛段锁定接骨板（右 / 左）（纯钛）                        | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                             | S型锁骨肩胛段锁定接骨板（右 / 左）（纯钛） YSDZ（P / W） 115        | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77838 | T形锁定加压接骨板（单弯 / 双弯）（纯钛）                         | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | T形锁定加压接骨板（单弯 / 双弯）（纯钛） YSDZ（P / W） 65          | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77839 | X型锁定接骨板（纯钛）                                    | 4孔                                                                      | X型锁定接骨板（纯钛） YSDZ（P / W） 116                    | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77840 | π 形锁定接骨板（左 / 右）（纯钛）                            | 8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔                               | π 形锁定接骨板（左 / 右）（纯钛） YSDZ（P / W） 83 / 82        | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77841 | 尺骨鹰嘴锁定接骨板（左 / 右）（纯钛）                           | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 尺骨鹰嘴锁定接骨板（左 / 右）（纯钛） YSDZ（P / W） 104 / 105     | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77842 | 方型锁定接骨板（纯钛）                                    | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                             | 方型锁定接骨板（纯钛） YSDZ（P / W） 96                     | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77843 | 腓骨远端锁定加压接骨板（左 / 右）（纯钛）                         | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔       | 腓骨远端锁定加压接骨板（纯钛） YSDZ（P / W） 61 / 62            | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77844 | 腓骨远端锁定加压接骨板II（纯钛）                              | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔           | 腓骨远端锁定加压接骨板II（纯钛） YSDZ（P / W） 18               | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77845 | 跟骨锁定接骨板（I / II / III / IV / V / IX）（左 / 右）（纯钛） | 11孔\$13孔\$14孔\$13孔\$16孔\$5孔                                             | 跟骨锁定接骨板（I / II / III / IV / V / IX）（左 / 右）（纯钛） | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77846 | 跟骨锁定接骨板VIII（纯钛）                                | 8孔\$9孔\$10孔                                                             | 跟骨锁定接骨板VIII（纯钛） YSDZ（P / W） 84                 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77847 | 弓形锁定接骨板（纯钛）                                    | 2孔                                                                      | 弓形锁定接骨板（纯钛） YSDZ（P / W） 126                    | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                          | 产品规格                                                                                | 产品型号                                                 | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------|
| JC77848 | 肱骨近端锁定加压接骨板<br>(纯钛)           | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15<br>孔\$16孔\$17孔\$18孔     | 肱骨近端锁定加压接骨<br>板(纯钛) YSDZ (P /<br>W) 13               | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77849 | 肱骨近端锁定加压接骨板II<br>(纯钛)         | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔<br>\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14<br>孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 肱骨近端锁定加压接骨<br>板II(纯钛) YSDZ (P<br>/ W) 75             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77850 | 肱骨近端外侧锁定加压接骨<br>板(左 / 右)(纯钛)  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔\$11孔\$12孔                                       | 肱骨近端外侧锁定加压<br>接骨板(左 / 右)(纯<br>钛) YSDZ (P / W) 11 /   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77851 | 肱骨内上髁锁定加压接骨板<br>(纯钛)          | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔<br>\$9孔\$10孔                                             | 肱骨内上髁锁定加压接<br>骨板(纯钛) YSDZ (P<br>/ W) 10              | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77852 | 肱骨远端背外侧锁定接骨板I<br>(左 / 右)(纯钛)  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15<br>孔\$16孔\$17孔\$18孔     | 肱骨远端背外侧锁定接<br>骨板I(左 / 右)(纯<br>钛) YSDZ (P / W) 14 /   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77853 | 肱骨远端背外侧锁定接骨板<br>II(左 / 右)(纯钛) | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15<br>孔\$16孔\$17孔\$18孔     | 肱骨远端背外侧锁定接<br>骨板II(左 / 右)(纯<br>钛) YSDZ (P / W) 16 /  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77854 | 肱骨远端内侧钩形锁定接骨<br>板(左 / 右)(纯钛)  | 7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔<br>\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18<br>孔                     | 肱骨远端内侧钩形锁定<br>接骨板(左 / 右)(纯<br>钛) YSDZ (P / W) 110    | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77855 | 钩型锁定接骨板(纯钛)                   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔<br>\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14<br>孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 钩型锁定接骨板(纯<br>钛) YSDZ (P / W) 99                      | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77856 | 股骨近端锁定加压接骨板<br>(左 / 右)(纯钛)    | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15<br>孔\$16孔\$17孔\$18孔     | 股骨近端锁定加压接骨<br>板(左 / 右)(纯钛)<br>YSDZ (P / W) 100 / 101 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77857 | 股骨近端外侧锁定加压接骨<br>板(左 / 右)(纯钛)  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15<br>孔\$16孔\$17孔\$18孔     | 股骨近端外侧锁定加压<br>接骨板(纯钛) YSDZ<br>(P / W) 69 / 68        | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77858 | 股骨远端髁锁定加压接骨板<br>(左 / 右)(纯钛)   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔<br>\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14<br>孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 股骨远端髁锁定加压接<br>骨板(纯钛) YSDZ (P<br>/ W) 49 / 50         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77859 | 股骨远端外侧锁定加压接骨<br>板(左 / 右)(纯钛)  | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔<br>\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14<br>孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 股骨远端外侧锁定加压<br>接骨板(纯钛) YSDZ<br>(P / W) 53 / 54        | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                       | 产品规格                                                                                                 | 产品型号                                      | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------|
| JC77860 | 弧形锁定接骨板（纯钛）                | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                                  | 弧形锁定接骨板（纯钛）YSDZ（P / W）59                  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77861 | 解剖型锁骨钩锁定加压接骨板（纯钛）（左 / 右）   | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                                                                | 解剖型锁骨钩锁定加压接骨板（纯钛）YSDZ（P / W）26 / 25       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77862 | 胫骨平台内侧锁定加压接骨板（左 / 右）（纯钛）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                          | 胫骨平台内侧锁定加压接骨板（纯钛）YSDZ（P / W）40 / 39       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77863 | 胫骨平台外侧锁定加压接骨板（左 / 右）（纯钛）   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                              | 胫骨平台外侧锁定加压接骨板（纯钛）YSDZ（P / W）71 / 70       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77864 | 胫骨远端腓侧锁定加压接骨板（右 / 左）（纯钛）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                          | 胫骨远端腓侧锁定加压接骨板（右 / 左）（纯钛）YSDZ（P / W）109    | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77865 | 胫骨远端锁定加压接骨板（左 / 右）（纯钛）     | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                          | 胫骨远端锁定加压接骨板（纯钛）YSDZ（P / W）57 / 58         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77866 | 胫骨远端外侧叉形锁定加压接骨板（左 / 右）（纯钛） | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                          | 胫骨远端外侧叉形锁定加压接骨板（纯钛）YSDZ（P / W）46 / 45     | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77867 | 胫骨远端外侧锁定加压接骨板（左 / 右）（纯钛）   | 2孔\$3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                          | 胫骨远端外侧锁定加压接骨板（左 / 右）（纯钛）YSDZ（P）42 / 41    | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77868 | 距骨锁定接骨板（左 / 右）（纯钛）         | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                                                              | 距骨锁定接骨板（左 / 右）（纯钛）YSDZ（P / W）97 / 98      | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77869 | 空心锁定螺钉6.5mm（钛合金）           | 25mm\$30mm\$35mm\$40mm\$45mm\$50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105 | 空心锁定螺钉6.5mm（钛合金）QSDKZ01.01 / QSDKZ02.01 / | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77870 | 宽头小T型锁定加压接骨板（纯钛）           | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                                                            | 宽头小T型锁定加压接骨板（纯钛）YSDZ（P / W）02             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77871 | 宽头斜T型锁定加压接骨板（左 / 右）（纯钛）    | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                                                            | 宽头斜T型锁定加压接骨板（左 / 右）（纯钛）YSDZ（P / W）06 /    | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称                          | 产品规格                                                                                                         | 产品型号                                       | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------|
| JC77872 | 宽头斜T型锁定加压接骨板II<br>（左 / 右）（纯钛） | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔\$11孔\$12孔                                                                | 宽头斜T型锁定加压接骨板II（纯钛）YSDZ<br>（P / W）80 / 81   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77873 | 链式重建锁定接骨板（纯钛）                 | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔<br>\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16<br>孔\$17孔\$18孔                                  | 链式重建锁定接骨板（纯钛）ZSDZ（P / W）<br>10             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77874 | 桡骨掌侧锁定接骨板（左 / 右）（纯钛）          | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔<br>\$10孔\$11孔\$12孔                                                                | 桡骨掌侧锁定接骨板（纯钛）YSDZ（P / W）<br>78 / 79        | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77875 | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）              | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm<br>\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm<br>\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$<br>实心锁定螺钉2.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77876 | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）              | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm<br>\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm<br>\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$<br>实心锁定螺钉2.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77877 | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）              | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm<br>\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm<br>\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$<br>实心锁定螺钉2.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77878 | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）              | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm<br>\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm<br>\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$<br>实心锁定螺钉2.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77879 | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）              | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm<br>\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm<br>\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$<br>实心锁定螺钉2.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77880 | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）              | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm<br>\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm<br>\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$<br>实心锁定螺钉2.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77881 | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）              | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm<br>\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm<br>\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$<br>实心锁定螺钉2.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77882 | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）              | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm<br>\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm<br>\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$<br>实心锁定螺钉2.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77883 | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）              | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm<br>\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm<br>\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$<br>实心锁定螺钉2.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                                                                 | 产品型号                                   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|
| JC77884 | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77885 | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77886 | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77887 | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77888 | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77889 | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77890 | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77891 | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77892 | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.4mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77893 | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.4mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77894 | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.4mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77895 | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.4mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                                                                 | 产品型号                                   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|
| JC77896 | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.4mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77897 | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.4mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77898 | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.4mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77899 | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.4mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77900 | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.4mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77901 | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.4mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77902 | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.4mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77903 | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.4mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77904 | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.4mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77905 | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.4mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77906 | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.4mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77907 | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.4mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                                                                 | 产品型号                                   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|
| JC77908 | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.4mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77909 | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.4mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77910 | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.4mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.4mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77911 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77912 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77913 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77914 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77915 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77916 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77917 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77918 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77919 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                                                                 | 产品型号                                   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|
| JC77920 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77921 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77922 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77923 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77924 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77925 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77926 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77927 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77928 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77929 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77930 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77931 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                                                                 | 产品型号                                   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|
| JC77932 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77933 | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉2.7mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉2.7mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77934 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77935 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77936 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77937 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77938 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77939 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77940 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77941 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77942 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77943 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                                                                 | 产品型号                                   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|
| JC77944 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77945 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77946 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77947 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77948 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77949 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77950 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77951 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77952 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77953 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77954 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77955 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                                                                 | 产品型号                                   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|
| JC77956 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77957 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77958 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77959 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77960 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77961 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77962 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77963 | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉3.5mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉3.5mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77964 | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉5.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77965 | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉5.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77966 | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉5.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77967 | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉5.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称             | 产品规格                                                                                                 | 产品型号                                   | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|
| JC77968 | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉5.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77969 | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉5.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77970 | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉5.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77971 | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉5.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77972 | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉5.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77973 | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉5.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77974 | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉5.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77975 | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉5.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77976 | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉5.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77977 | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉5.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77978 | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉5.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77979 | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金） | 10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$25mm\$26mm | 实心锁定螺钉5.0mm（钛合金）QSDZ01.01\$实心锁定螺钉5.0mm | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                            | 产品规格                                                                | 产品型号                                     | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------|
| JC77980 | 骰骨锁定接骨板（纯钛）                     | 11孔                                                                 | 骰骨锁定接骨板（纯钛）YSDZ（P / W）117                | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77981 | 微型L型锁定接骨板（左 / 右）（纯钛）            | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                         | 微型L型锁定接骨板（左 / 右）（纯钛）YSDZ（P / W）89 / 90   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77982 | 微型Y型锁定接骨板（纯钛）                   | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                             | 微型Y型锁定接骨板（纯钛）YSDZ（P / W）95               | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77983 | 微型宽头T型锁定接骨板（纯钛）                 | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                         | 微型宽头T型锁定接骨板（纯钛）YSDZ（P / W）88             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77984 | 微型链式锁定加压接骨板（纯钛）                 | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                               | 微型链式锁定加压接骨板（纯钛）ZSDZ（P / W）11             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77985 | 微型三叶锁定接骨板（纯钛）                   | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                           | 微型三叶锁定接骨板（纯钛）YSDZ（P / W）121              | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77986 | 微型斜L型锁定接骨板（左 / 右）（纯钛）           | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                         | 微型斜L型锁定接骨板（左 / 右）（纯钛）YSDZ（P / W）91 / 92  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77987 | 微型斜T型锁定接骨板（左 / 右）（纯钛）           | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                         | 微型斜T型锁定接骨板（左 / 右）（纯钛）YSDZ（P / W）94 / 93  | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77988 | 微型窄头T型锁定接骨板（纯钛）                 | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                         | 微型窄头T型锁定接骨板（纯钛）YSDZ（P / W）87             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77989 | 微型直型锁定加压接骨板（纯钛）                 | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                               | 微型直型锁定加压接骨板ZSDZ（P / W）08                 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77990 | 微型直型锁定接骨板（纯钛）                   | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                               | 微型直型锁定接骨板ZSDZ（P / W）09                   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77991 | 限制性接触锁定加压接骨板（3.0mm / 3.5mm）（纯钛） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 限制性接触锁定加压接骨板（3.0mm / 3.5mm）ZSDZ（P / W）01 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                                 | 产品规格                                                                    | 产品型号                                              | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------|
| JC77992 | 限制性接触锁定加压接骨板<br>(4.0mm / 4.5mm) (纯钛) | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔     | 限制性接触锁定加压接骨板 (4.0mm / 4.5mm)<br>ZSDZ (P / W) 02   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77993 | 限制性接触锁定加压接骨板<br>(5.0mm / 5.4mm) (纯钛) | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔     | 限制性接触锁定加压接骨板 (5.0mm / 5.4mm)<br>ZSDZ (P / W) 03   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77994 | 镶套 (钛合金)                             | 镶套 (钛合金)                                                                | 镶套 (钛合金) XT                                       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77995 | 镶套 (钛合金)                             | 镶套 (钛合金)                                                                | 镶套 (钛合金) XT                                       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77996 | 斜T形锁定加压接骨版 (左 / 右) (纯钛)              | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔 | 斜T形锁定加压接骨版 (左 / 右) (纯钛)<br>YSDZ (P / W) 106 / 107 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77997 | 压紧螺丝 (钛合金)                           | 压紧螺丝 (钛合金)                                                              | 压紧螺丝 (钛合金)<br>YJL01 / YJL02 / YJL03 / YJL04       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77998 | 压紧螺丝 (钛合金)                           | 压紧螺丝 (钛合金)                                                              | 压紧螺丝 (钛合金)<br>YJL01 / YJL02 / YJL03 / YJL04       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC77999 | 翼形 / 斜翼形锁定接骨板<br>(纯钛)                | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                               | 翼形 / 斜翼形锁定接骨板 (纯钛) YSDZ (P / W) 119 / 120         | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC78000 | 鹰嘴窝锁定加压接骨板 (左 / 右) (纯钛)              | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔                                         | 鹰嘴窝锁定加压接骨板 (纯钛) YSDZ (P / W) 19 / 20              | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC78001 | 窄头小T型锁定加压接骨板<br>(纯钛)                 | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                               | 窄头小T型锁定加压接骨板 (纯钛) YSDZ (P / W) 01                 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC78002 | 窄头斜T型锁定加压接骨板<br>(左 / 右) (纯钛)         | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                               | 窄头斜T型锁定加压接骨板 (左 / 右) (纯钛) YSDZ (P / W) 04 /       | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC78003 | 直型锁定张力带接骨板 (纯钛)                      | 4-18孔 (以一孔递增为单位)                                                        | 直型锁定张力带接骨板 (纯钛) ZSDZ (P / W) 12                   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                     | 产品规格                                                                                  | 产品型号                                         | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------|
| JC78004 | 趾掌L型锁定接骨板（左 / 右）（纯钛）     | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                                             | 趾掌L型锁定接骨板（左 / 右）（纯钛）<br>YSDZ（P / W）124 / 125 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC78005 | 趾掌T型锁定接骨板（头2孔 / 头3孔）（纯钛） | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔                                             | 趾掌T型锁定接骨板（头2孔 / 头3孔）（纯钛）<br>YSDZ（P / W）122   | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC78006 | 重建锁定接骨板（纯钛）              | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔\$15孔\$16孔\$17孔\$18孔                   | 重建锁定接骨板（纯钛）<br>ZSDZ（P / W）05                 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC78007 | 舟状骨接骨板（纯钛）               | 9孔                                                                                    | 舟状骨接骨板（纯钛）<br>YSDZ（P / W）118                 | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC78008 | 上爪体（纯钛）                  | 大号\$中号\$小号                                                                            | 四爪\$五爪\$六爪上爪体                                | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC78009 | 下爪体（纯钛）                  | 大号\$中号\$小号                                                                            | 四爪\$五爪\$六爪下爪体                                | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC78010 | 紧固螺丝（钛合金）                | 直径：5.0\$直径：4.0mm                                                                      | 直径：5.0\$直径：4.0mm                             | 浙江广慈医疗器械有限公司 |      |
| JC78048 | 股骨髓内钉锁钉 不锈钢              | \$ φ 4.0*30mm\$ φ 4.0*35mm\$ φ 4.0*40mm\$ φ 4.0*45mm\$ φ 4.0*50mm\$ φ 4.0*55mm\$ φ    | SDGG01                                       | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC78049 | 股骨髓内钉主钉 不锈钢              | φ 9*180mm\$ φ 9*200mm\$ φ 9*220mm\$ φ 9*240mm\$ φ 9*260mm\$ φ 9*280mm\$ φ 9*300mm\$ φ | SDGG01型                                      | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC78050 | 股骨伽玛钉锁钉 不锈钢              | φ 4.0*30mm\$ φ 4.0*35mm\$ φ 4.0*40mm\$ φ 4.0*45mm\$ φ 4.0*50mm\$ φ 4.0*55mm\$ φ       | SDGG02                                       | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC78051 | 股骨伽玛钉主钉 不锈钢              | φ 9*180mm\$ φ 9*200mm\$ φ 9*220mm\$ φ 9*240mm\$ φ 9*260mm\$ φ 9*280mm\$ φ 9*300mm\$ φ | SDGG02                                       | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC78052 | 股骨重建钉主钉 不锈钢              | φ 9*180mm\$ φ 9*200mm\$ φ 9*220mm\$ φ 9*240mm\$ φ 9*260mm\$ φ 9*280mm\$ φ 9*300mm\$ φ | SDGG04                                       | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                           | 产品规格                                                                                           | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|
| JC78053 | 股骨重建钉锁钉 不锈钢                    | Φ 4.0*30mm\$ Φ 4.0*35mm\$ Φ 4.0*40mm\$ Φ 4.0*45mm\$ Φ 4.0*50mm\$ Φ 4.0*55mm\$ Φ                | SDGG04     | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC78054 | 股骨PFNAD钉锁钉 不锈钢                 | Φ 4.0*25mm\$ Φ 4.0*30mm\$ Φ 4.0*35mm\$ Φ 4.0*40mm\$ Φ 4.0*45mm\$ Φ 4.0*50mm\$ Φ                | SDGG05     | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC78055 | 股骨PFNAD钉主钉 不锈钢                 | Φ 9*180mm\$ Φ 9*200mm\$ Φ 9*220mm\$ Φ 9*240mm\$ Φ 9*260mm\$ Φ 9*280mm\$ Φ 9*300mm\$ Φ          | SDGG05     | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC78056 | 肱骨髓内钉锁钉 不锈钢                    | Φ 3.0*25mm\$ Φ 3.0*30mm\$ Φ 3.0*35mm\$ Φ 3.0*40mm\$ Φ 3.0*45mm\$ Φ 3.0*50mm\$ Φ                | SDHG01     | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC78057 | 肱骨髓内钉主钉 不锈钢                    | Φ 6*180mm\$ Φ 6*190mm\$ Φ 6*200mm\$ Φ 6*210mm\$ Φ 6*220mm\$ Φ 6*230mm\$ Φ 6*240mm\$ Φ          | SDHG01     | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC78058 | 交锁型胫骨髓内钉锁钉 不锈钢                 | Φ 4.0*25mm\$ Φ 4.0*30mm\$ Φ 4.0*35mm\$ Φ 4.0*40mm\$ Φ 4.0*45mm\$ Φ 4.0*50mm\$ Φ                | SDJG01     | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC78059 | 胫骨金属髓内钉主钉 不锈钢                  | Φ 8*220mm\$ Φ 8*240mm\$ Φ 8*260mm\$ Φ 8*280mm\$ Φ 8*300mm\$ Φ 8*320mm\$ Φ 8*340mm\$ Φ          | SDJG01     | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC78087 | 颈椎前路钢板 I 型, 长度在 60mm 以上        | L1:62mm\$L1:65mm\$L1:68mm\$L1:70mm\$L1:75mm\$L1:80mm\$L1:85mm\$L1:90mm\$L1:95mm\$L1:100mm\$L1: | DBQ (Z) 01 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC78088 | 普通颈椎椎体螺钉DBQ (Z) 01 钛合金         | Φ 3.5*10mm\$ Φ 3.5*11mm\$ Φ 3.5*12mm\$ Φ 3.5*13mm\$ Φ 3.5*14mm\$ Φ 3.5*15mm\$ Φ                | DBQ (Z) 01 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC78089 | 普通颈椎椎体螺钉DBQ (Z) 01 钛合金         | Φ 3.5*10mm\$ Φ 3.5*11mm\$ Φ 3.5*12mm\$ Φ 3.5*13mm\$ Φ 3.5*14mm\$ Φ 3.5*15mm\$ Φ                | DBQ (Z) 01 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC78090 | 普通颈椎椎体螺钉DBQ (Z) 01 钛合金         | Φ 3.5*10mm\$ Φ 3.5*11mm\$ Φ 3.5*12mm\$ Φ 3.5*13mm\$ Φ 3.5*14mm\$ Φ 3.5*15mm\$ Φ                | DBQ (Z) 01 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |
| JC78091 | 颈椎前路钢板 I 型, 长度在 35mm—60 (含) mm | L1:38mm\$L1:41mm\$L1:44mm\$L1:47mm\$L1:50mm\$L1:53mm\$L1:56mm                                  | DBQ (Z) 01 | 江苏荷普医疗器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称                              | 产品规格                                                                                               | 产品型号                                     | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|------|
| JC78092 | 颈椎前路钢板 I 型, 35mm<br>(含) 以下        | L1:20mm\$L1:23mm\$L1:26mm\$L1:29mm\$L1:32mm\$L1:35mm                                               | DBQ (Z) 01                               | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |
| JC78093 | 普通颈椎椎体螺钉DBQ (Z)<br>02钛合金          | φ 3.5*10mm\$ φ 3.5*11mm\$ φ 3.5*12mm\$ φ 3.5*13mm\$ φ 3.5*14mm\$ φ 3.5*15mm\$ φ                    | DBQ (Z) 02                               | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |
| JC78094 | 普通颈椎椎体螺钉DBQ (Z)<br>02钛合金          | φ 3.5*10mm\$ φ 3.5*11mm\$ φ 3.5*12mm\$ φ 3.5*13mm\$ φ 3.5*14mm\$ φ 3.5*15mm\$ φ                    | DBQ (Z) 02                               | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |
| JC78095 | 普通颈椎椎体螺钉 (DBQ<br>(Z) 03) 钛合金      | φ 3.5*10mm\$ φ 3.5*11mm\$ φ 3.5*12mm\$ φ 3.5*13mm\$ φ 3.5*14mm\$ φ 3.5*15mm\$ φ                    | DBQ (Z) 03                               | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |
| JC78096 | 颈椎前路锁片式板 纯钛, 长度在60mm以上            | L:60mm\$L:65mm\$L:70mm\$L:75mm\$L:80mm\$L:85mm\$L:90mm\$L:95mm\$L:100mm\$L:105mm\$L:110mm\$L:115mm | DBQ (Z) 03                               | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |
| JC78097 | 颈椎前路板 (锁片式) 纯钛, 长度在35mm—60 (含) mm | 35mm\$37.5mm\$40mm\$42.5mm\$45mm\$47.5mm\$50mm\$52.5mm\$55mm\$57.5mm\$60mm                         | DBQ (Z) 03                               | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |
| JC78098 | 普通颈椎椎体螺钉 (DBQ<br>(Z) 03) 钛合金      | φ 3.5*10mm\$ φ 3.5*11mm\$ φ 3.5*12mm\$ φ 3.5*13mm\$ φ 3.5*14mm\$ φ 3.5*15mm\$ φ                    | DBQ (Z) 03                               | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |
| JC78099 | 颈椎前路锁片式纯钛, 长度在35mm (含) 以下         | 20mm\$22.5mm\$25mm\$27.5mm\$30mm\$32.5mm\$35mm                                                     | DBQ (Z) 03                               | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |
| JC78100 | 普通颈椎椎体螺钉 (DBQ<br>(Z) 03) 钛合金      | φ 3.5*10mm\$ φ 3.5*11mm\$ φ 3.5*12mm\$ φ 3.5*13mm\$ φ 3.5*14mm\$ φ 3.5*15mm\$ φ                    | DBQ (Z) 03                               | 江苏荷普医疗器械有限公司  |      |
| JC79018 | 灭菌骨牵引针                            | 直径1---5mm, 长度25---400mm,                                                                           | 扁刀型\$锥刀型\$三角刀型\$螺纹刀型\$双头型\$定位型\$斯氏型\$螺旋型 | 天津市人立骨科器械有限公司 |      |
| JC79019 | 灭菌骨牵引针                            | 直径1---5mm, 长度25---400mm,                                                                           | 扁刀型\$锥刀型\$三角刀型\$螺纹刀型\$双头型\$定位型\$斯氏型\$螺旋型 | 天津市人立骨科器械有限公司 |      |
| JC79020 | 灭菌骨牵引针                            | 直径1---5mm, 长度25---400mm,                                                                           | 扁刀型\$锥刀型\$三角刀型\$螺纹刀型\$双头型\$定位型\$斯氏型\$螺旋型 | 天津市人立骨科器械有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称      | 产品规格                                                           | 产品型号                                                                 | 生产企业              | 挂网企业 |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| JC79397 | 加压导引针     | 加压导引针                                                          | 150*3mm                                                              | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC79398 | 导凿        | 导凿                                                             | 175*4.2mm                                                            | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC79399 | 取样器       | 取样器                                                            | 230*3.4mm                                                            | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC79400 | 钻         | 钻                                                              | 240mm                                                                | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC79401 | 导针        | 导针                                                             | 270*1.6mm                                                            | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC79499 | 加压导引针     | 150*3mm                                                        | 150*3mm                                                              | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC79500 | 导凿        | 175*4.2mm                                                      | 175*4.2mm                                                            | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC79501 | 取样器       | 230*3.4mm                                                      | 230*3.4mm                                                            | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC79502 | 钻         | 240mm                                                          | 240mm                                                                | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC79503 | 导针        | 270*1.6mm                                                      | 270*1.6mm                                                            | 北京市奥斯比利克新技术开发有限公司 |      |
| JC79686 | 骨牵引针（钛合金） | 直径：0.8mm~7.0mm（每间隔0.1mm为一规格），长度：20mm~400mm（每间隔5mm为一规格）         | QYGY01\$QYGY02\$QYGY03\$QYGY04\$QYGY05\$QYGY06\$QYGY07\$QYLW01\$QYLW | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司  |      |
| JC79691 | 骨牵引针      | 直径（mm）长度（mm）260 / 1002.3602.560370 / 80 / 903.580（25 / 35螺纹长度） | GZLW                                                                 | 常州艾斯曼医疗器械有限公司     |      |

| 流水号     | 产品名称    | 产品规格                                                                                                                                                         | 产品型号       | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|
| JC81620 | 无菌骨牵引针  | $\Phi$ (0.8~6.0) * (40~400)                                                                                                                                  | /          | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| JC81621 | 无菌骨牵引针  | $\Phi$ (0.8~6.0) * (40~400)                                                                                                                                  | /          | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| JC82153 | 螺纹型骨牵引针 | $\phi$ 1.5~6* (20-220mm), 不锈钢, 非灭菌螺钉直径 (mm) 1.5\$<br>$\phi$ 1.5~6* (20-220mm), 不锈                                                                            | 螺纹型        | 江苏百得医疗器械有限公司  |      |
| JC82165 | 螺纹型骨牵引针 | $\phi$ 1.5~6* (20-220mm), 不锈钢, 非灭菌螺钉直径 (mm) 1.5\$<br>$\phi$ 1.5~6* (20-220mm), 不锈                                                                            | 螺纹型        | 江苏百得医疗器械有限公司  |      |
| JC82171 | 螺纹型骨牵引针 | $\phi$ 1.5~6* (20-220mm), 钛合金, 灭菌螺钉直径 (mm) $\phi$ 1.5\$<br>$\phi$ 1.5~6* (20-220mm), 钛合                                                                      | 螺纹型        | 江苏百得医疗器械有限公司  |      |
| JC82172 | 螺纹型骨牵引针 | $\phi$ 1.5~6* (20-220mm), 不锈钢, 灭菌螺钉直径 (mm) $\phi$ 1.5\$<br>$\phi$ 1.5~6* (20-220mm), 不锈                                                                      | 螺纹型        | 江苏百得医疗器械有限公司  |      |
| JC82173 | 圆型骨牵引针  | $\phi$ 0.8~6* (50-500mm), 钛合金, 非灭菌螺钉直径 (mm) $\phi$ 0.8\$<br>$\phi$ 0.8~6* (50-500mm), 钛                                                                      | 圆形         | 江苏百得医疗器械有限公司  |      |
| JC82174 | 圆型骨牵引针  | $\phi$ 0.8~6* (50-500mm), 钛合金, 灭菌螺钉直径 (mm) $\phi$ 0.8\$<br>$\phi$ 0.8~6* (50-500mm), 钛合                                                                      | 圆形         | 江苏百得医疗器械有限公司  |      |
| JC82175 | 圆型骨牵引针  | $\phi$ 0.8~6* (50-500mm), 不锈钢, 非灭菌螺钉直径 (mm) $\phi$ 0.8\$<br>$\phi$ 0.8~6* (50-500mm), 不                                                                      | 圆型         | 江苏百得医疗器械有限公司  |      |
| JC82176 | 圆型骨牵引针  | $\phi$ 0.8~6* (50-500mm), 不锈钢, 灭菌螺钉直径 (mm) $\phi$ 0.8\$<br>$\phi$ 0.8~6* (50-500mm), 不锈                                                                      | 圆型         | 江苏百得医疗器械有限公司  |      |
| JC82189 | 骨牵引针    | $\Phi$ (0.8~6.0) * (40~400)                                                                                                                                  | /          | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| JC82190 | 骨牵引针    | $\phi$ 1.0\$ $\phi$ 1.2\$ $\phi$ 1.5\$ $\phi$ 2.0\$ $\phi$ 2.5\$ $\phi$ 3.0\$ $\phi$ 3.5\$ $\phi$ 4.0\$ $\phi$ 4.5\$<br>$\phi$ 5.0\$ $\phi$ 5.5\$ $\phi$ 6.0 | GZGH\$GZLW | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |



| 流水号     | 产品名称   | 产品规格                                                                                          | 产品型号                 | 生产企业          | 挂网企业 |
|---------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------|
| JC82192 | 骨牵引针   | Φ 1.0\$ Φ 1.2\$ Φ 1.5\$ Φ 2.0\$ Φ 2.5\$ Φ 3.0\$ Φ 3.5\$ Φ 4.0\$ Φ 4.5\$ Φ 5.0\$ Φ 5.5\$ Φ 6.0 | GZGH\$GZLW           | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| JC82377 | 骨生长富集器 | FWS-WJ-002A                                                                                   | FWS-WJ-002A          | 重庆富沃思医疗器械有限公司 |      |
| JC82860 | 骨牵引针   | 2mm*30mm                                                                                      | SEA-A20-030自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| JC82863 | 骨牵引针   | 2mm*35mm                                                                                      | SEA-A20-035自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| JC82865 | 骨牵引针   | 2mm*40mm                                                                                      | SEA-A20-040自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| JC82866 | 骨牵引针   | 2mm*45mm                                                                                      | SEA-A20-045自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| JC82869 | 骨牵引针   | 2mm*50mm                                                                                      | SEA-A20-050自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| JC82871 | 骨牵引针   | 2mm*55mm                                                                                      | SEA-A20-055自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| JC82874 | 骨牵引针   | 2mm*60mm                                                                                      | SEA-A20-060自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| JC82877 | 骨牵引针   | 3mm*50mm                                                                                      | SEA-A30-050自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| JC82878 | 骨牵引针   | 3mm*60mm                                                                                      | SEA-A30-060自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| JC82879 | 骨牵引针   | 3mm*70mm                                                                                      | SEA-A30-070自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |

| 流水号     | 产品名称 | 产品规格      | 产品型号                 | 生产企业         | 挂网企业 |
|---------|------|-----------|----------------------|--------------|------|
| JC82880 | 骨牵引针 | 3mm*80mm  | SEA-A30-080自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| JC82882 | 骨牵引针 | 3mm*90mm  | SEA-A30-090自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| JC82883 | 骨牵引针 | 3mm*100mm | SEA-A30-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| JC82884 | 骨牵引针 | 3mm*110mm | SEA-A30-110自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| JC82885 | 骨牵引针 | 4mm*80mm  | SEA-A40-080自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| JC82888 | 骨牵引针 | 4mm*90mm  | SEA-A40-090自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| JC82892 | 骨牵引针 | 4mm*100mm | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| JC82918 | 骨牵引针 | 4mm*110mm | SEA-A40-110自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| JC82920 | 骨牵引针 | 4mm*120mm | SEA-A40-120自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| JC82922 | 骨牵引针 | 4mm*130mm | SEA-A40-130自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| JC82923 | 骨牵引针 | 4mm*140mm | SEA-A40-140自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| JC82925 | 骨牵引针 | 5mm*110mm | SEA-A50-110自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |

| 流水号     | 产品名称              | 产品规格                                                                                                   | 产品型号                                                                           | 生产企业                                                          | 挂网企业 |
|---------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| JC82928 | 骨牵引针              | 5mm*120mm                                                                                              | SEA-A50-120自钻自攻型骨牵引针                                                           | 宁波神恩医疗科技有限公司                                                  |      |
| JC82929 | 骨牵引针              | 5mm*130mm                                                                                              | SEA-A50-130自钻自攻型骨牵引针                                                           | 宁波神恩医疗科技有限公司                                                  |      |
| JC82932 | 骨牵引针              | 5mm*140mm                                                                                              | SEA-A50-140自钻自攻型骨牵引针                                                           | 宁波神恩医疗科技有限公司                                                  |      |
| JC82948 | 骨牵引针              | 5mm*150mm                                                                                              | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针                                                           | 宁波神恩医疗科技有限公司                                                  |      |
| JC82961 | 骨牵引针              | 5mm*160mm                                                                                              | SEA-A50-160自钻自攻型骨牵引针                                                           | 宁波神恩医疗科技有限公司                                                  |      |
| JC82964 | 骨牵引针              | 5mm*170mm                                                                                              | SEA-A50-170自钻自攻型骨牵引针                                                           | 宁波神恩医疗科技有限公司                                                  |      |
| JC82966 | 骨牵引针              | 5mm*180mm                                                                                              | SEA-A50-180自钻自攻型骨牵引针                                                           | 宁波神恩医疗科技有限公司                                                  |      |
| JC82967 | 骨牵引针              | 5mm*190mm                                                                                              | SEA-A50-190自钻自攻型骨牵引针                                                           | 宁波神恩医疗科技有限公司                                                  |      |
| JC82970 | 骨牵引针              | 5mm*200mm                                                                                              | SEA-A50-200自钻自攻型骨牵引针                                                           | 宁波神恩医疗科技有限公司                                                  |      |
| JC83117 | 弹性髓内针             | D1. 2*450\$D1. 5*450\$D1. 6*450\$D1. 8*450\$D2. 0*450\$D2. 0*250\$D2. 0*400\$D2. 5*450\$D2. 5*400\$D3. | 7. 281. 12\$7. 281. 15\$7. 281. 16\$7. 281. 18\$7. 281. 20\$7. 281. 20/250\$7. | 德国KOENIGSEE IMPLANTATE UND INSTRUMENTE ZUR OSTEOSYNTHESE GMBH |      |
| JC83154 | 1. 5mm自攻皮质骨螺钉 十字头 | 非无菌，不锈钢                                                                                                | 71149006\$71149007\$71149008\$71149009\$71149010\$71149011\$711490             | 美国 Smith & Nephew, Inc.                                       |      |
| JC83155 | 1. 5mm自攻皮质骨螺钉 六角头 | 非无菌，不锈钢                                                                                                | 71149106\$71149107\$71149108\$71149109\$71149110\$71149111\$711491             | 美国 Smith & Nephew, Inc.                                       |      |

| 流水号     | 产品名称             | 产品规格    | 产品型号                                                               | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC83156 | 2.0mm自攻皮质骨螺钉 十字头 | 非无菌，不锈钢 | 71149206\$71149208\$71149210\$71149212\$71149214\$71149216\$711492 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC83157 | 2.0mm自攻皮质骨螺钉 六角头 | 非无菌，不锈钢 | 71149306\$71149308\$71149310\$71149312\$71149314\$71149316\$711493 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC83158 | 2.7mm自攻皮质骨螺钉 六角头 | 非无菌，不锈钢 | 71149406\$71149408\$71149410\$71149412\$71149414\$71149416\$711494 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC83159 | 3.5mm自攻皮质骨螺钉 六角头 | 非无菌，不锈钢 | 71149510\$71149512\$71149514\$71149516\$71149518\$71149520\$711495 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC83160 | 3.5mm自攻皮质骨螺钉 六角头 | 无菌，不锈钢  | 71149615\$71149620\$71149625\$71149630                             | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC83161 | 4.5mm自攻皮质骨螺钉 六角头 | 非无菌，不锈钢 | 71149714\$71149716\$71149718\$71149720\$71149722\$71149724\$711497 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC83162 | 1.5mm皮质骨螺钉 六角头   | 非无菌，不锈钢 | 71161506\$71161507\$71161508\$71161509\$71161510\$71161511\$711615 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC83163 | 1.5mm皮质骨螺钉 十字头   | 非无菌，不锈钢 | 71161606\$71161607\$71161608\$71161609\$71161610\$71161611\$711616 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC83164 | 2.0mm皮质骨螺钉 六角头   | 非无菌，不锈钢 | 71162006\$71162008\$71162010\$71162012\$71162014\$71162016\$711620 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC83165 | 2.0mm皮质骨螺钉 六角头   | 无菌，不锈钢  | 71162034\$71162036\$71162038                                       | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC83166 | 2.0mm皮质骨螺钉 十字头   | 非无菌，不锈钢 | 71162106\$71162108\$71162110\$71162112\$71162114\$71162116\$711621 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC83167 | 2.0mm皮质骨螺钉 十字头   | 无菌，不锈钢  | 71162134\$71162136\$71162138                                       | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |

| 流水号     | 产品名称                  | 产品规格    | 产品型号                                                               | 生产企业                    | 挂网企业 |
|---------|-----------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| JC83168 | 2.7mm皮质骨螺钉 十字头        | 非无菌，不锈钢 | 71220006\$71220008\$71220010\$71220012\$71220014\$71220016\$712200 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC83169 | 2.7mm皮质骨螺钉 十字头        | 无菌，不锈钢  | 71220045\$71220050\$71220055                                       | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC83170 | 3.5mm皮质骨螺钉 十字头        | 非无菌，不锈钢 | 71222010\$71222012\$71222014\$71222016\$71222018\$71222020\$712220 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC83171 | 3.5mm皮质骨螺钉 十字头        | 无菌，不锈钢  | 71222125\$71222130                                                 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC83172 | 4.5mm踝螺钉              | 无菌，不锈钢  | 71225225\$71225230\$71225235\$71225240\$71225245\$71225250\$712252 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC83173 | 3.5mm自攻杆螺钉            | 无菌，不锈钢  | 71225716\$71225718\$71225720\$71225722\$71225724\$71225726\$712257 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC83174 | 4.5mm自攻杆螺钉            | 无菌，不锈钢  | 71225822\$71225824\$71225826\$71225828\$71225830\$71225832\$712258 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC83176 | 4.5mm皮质骨螺钉螺母          | 无菌，不锈钢  | 71143045                                                           | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC83179 | 3.5mm重建钢板             | 不锈钢     | 71140104\$71140105\$71140106\$71140107\$71140108\$71140109\$711401 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| JC83180 | 3.5mm小钢板2-9孔（不锈钢）     | 2-9孔    | 71140202\$71140203\$71140204\$71140205\$71140206\$71140207\$711402 | 美国 Smith & Nephew Inc   |      |
| JC83181 | 三分之一管型钢板(有领)2-8孔(不锈钢) | 2-8孔    | 71140302\$71140303\$71140304\$71140305\$71140306\$71140307\$711403 | 美国 Smith & Nephew Inc   |      |
| JC83182 | 3.5mm弧形重建钢板6-12孔（不锈钢） | 6-12孔   | 71140606\$71140608\$71140610\$71140612                             | 美国 Smith & Nephew Inc   |      |

| 流水号     | 产品名称                   | 产品规格                                                                                                   | 产品型号                                                               | 生产企业                        | 挂网企业 |
|---------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| JC83183 | 4.5mm宽钢板6-9孔（不锈钢）      | 6-9孔                                                                                                   | 71141206\$71141207\$71141208\$71141209\$71141210\$71141212\$711412 | 美国 Smith & Nephew Inc       |      |
| JC83184 | 半管型钢板                  | 不锈钢                                                                                                    | 71141302\$71141303\$71141304\$71141305\$71141306\$71141307\$711413 | 美国 Smith & Nephew, Inc.     |      |
| JC83185 | 4.5mm窄钢板 2-9孔（不锈钢）     | 2-9孔                                                                                                   | 71141402\$71141403\$71141404\$71141405\$71141406\$71141407\$711414 | 美国 Smith & Nephew Inc       |      |
| JC83186 | 1.5mm直型钢板              | 不锈钢                                                                                                    | 71145020                                                           | 美国 Smith & Nephew, Inc.     |      |
| JC83187 | 2.0mm直型钢板              | 不锈钢                                                                                                    | 71146020\$71146022\$71146024\$71146026\$71146028                   | 美国 Smith & Nephew, Inc.     |      |
| JC83188 | 1/4管型钢板（有颌）            | 不锈钢                                                                                                    | 71148003\$71148004\$71148005\$71148006\$71148007\$71148008         | 美国 Smith & Nephew, Inc.     |      |
| KQ0002  | 外科种植体                  | 9524                                                                                                   | 9524                                                               | 美国Howmedica Osteonics Corp. |      |
| KQ0003  | 树脂粘固剂（商品名：RelyXTMARC）  | " 1支4.5gClicker装A1色和1支4.5gClicker装A3色；1个6毫升AdperSingleBond2粘接剂；1瓶                                      | 初始装：3415                                                           | 美国3M ESPE Dental Products   |      |
| KQ0004  | 牙胶尖（精装）                | 8 / 80\$10 / 80\$15 / 80\$20 / 80\$25 / 80\$30 / 80\$35 / 80\$40 / 80\$45 / 80\$50 / 80\$55 / 80\$60 / | GAPA-ISO                                                           | 天津加发医疗器械有限公司                |      |
| KQ0006  | MiniUni-TwinSondhi金属托槽 | （尖牙带钩）0.022                                                                                            | 020-195                                                            | 美国3M UNITEK CORPORATION     |      |
| KQ0010  | 正畸金属托槽（EasyEco）        | .018 " 槽沟\$.022 " 槽沟                                                                                   | 706-1001\$706-1002\$706-1003\$706-1006\$706-1007\$706-             | 德国Bernhard Forster GmbH     |      |
| KQ0011  | 17度预成角基台用螺钉            | /                                                                                                      | 1736                                                               | 美国Zimmer Dental, Inc.       |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格          | 产品型号                   | 生产企业                            | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|---------------|------------------------|---------------------------------|------|
| KQ0015 | 替换用固定螺钉                    | /             | AVHLS\$MHLAS\$DHTS2    | 美国Zimmer Dental, Inc.           |      |
| KQ0027 | 用于直型基台 / 转移杆的替换用螺钉         | /             | GPCAS                  | 美国Zimmer Dental, Inc.           |      |
| KQ0028 | 用于内六方接口种植体Hex-Lock基台的替换用螺钉 | /             | HLTS2                  | 美国Zimmer Dental, Inc.           |      |
| KQ0030 | 直型基台 / 转移杆                 | /             | OPA / 5\$OPA / 6       | 美国Zimmer Dental, Inc.           |      |
| KQ0031 | SWISSPLUS种植体基台             | /             | OPACT                  | 美国Zimmer Dental, Inc.           |      |
| KQ0032 | 替换用转移杆螺钉                   | /             | OPAS                   | 美国Zimmer Dental, Inc.           |      |
| KQ0033 | 用于20度成角基台的替换用螺钉            | /             | OPH20S                 | 美国Zimmer Dental, Inc.           |      |
| KQ0034 | 底冠用替换螺钉                    | /             | SCTS                   | 美国Zimmer Dental, Inc.           |      |
| KQ0035 | 通用固定螺钉                     | /             | URS1\$URS2\$URS3\$URS4 | 美国Zimmer Dental, Inc.           |      |
| KQ0041 | 螺钉                         | /             | WSX                    | 美国Zimmer Dental, Inc.           |      |
| KQ0093 | 拔髓针                        | 0#\$00#\$000# | BARBED\$BROACHES       | 日本Mani, Inc. (马尼株式会社) 日本マニー株式会社 |      |
| KQ0094 | 光滑针                        | 0#\$00#\$000# | SQUARE\$BROACHES       | 日本Mani, Inc. (马尼株式会社) 日本マニー株式会社 |      |

| 流水号    | 产品名称                      | 产品规格                                                            | 产品型号                                                   | 生产企业                    | 挂网企业 |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| KQ0095 | 镍钛热激活记忆预成圆丝               | 0.016上颌（卵圆形）直径0.016英寸 / 根0.016下颌（卵圆形）直径0.016英寸 / 根              | 4296-991\$4296-992                                     | 美国3M UNITEK CORPORATION |      |
| KQ0096 | 正畸金属托槽（唇侧BioQuick）        | 0.018槽沟\$0.022槽沟                                                | 706-0971\$706-0972\$706-0973\$706-0976\$706-0977\$706- | 德国Bernhard Forster GmbH |      |
| KQ0097 | MiniatureTwin迷你双翼ROTH金属托槽 | 0.022                                                           | 017-114                                                | 美国3M UNITEK CORPORATION |      |
| KQ0105 | PIM标准型网底直丝弓托槽             | 0.022*0.028                                                     | PIM直丝弓托槽                                               | 杭州新亚齿科材料有限公司            |      |
| KQ0111 | 标准型直丝弓托槽                  | 0.022*0.028\$0.018*25                                           | 标准传动网底直丝弓托槽HX\$标准型网底直丝弓托槽滑动\$标准型网                      | 杭州新亚齿科材料有限公司            |      |
| KQ0112 | 标准型方丝弓托槽                  | 0.022*0.028\$0.018*25                                           | 轻松标准型网底方丝弓托槽第一磨牙方丝托槽等                                  | 杭州新亚齿科材料有限公司            |      |
| KQ0113 | 方丝弓托槽                     | 0.022\$0.028                                                    | 方丝弓托槽                                                  | 杭州爱丽思口腔医疗器材有限公司         |      |
| KQ0114 | 托槽                        | /                                                               | 直丝弓托槽\$方丝弓托槽                                           | 杭州爱丽思口腔医疗器材有限公司         |      |
| KQ0115 | GRADIADIRECT幻彩纳米美容复合树脂    | 0.16ml / 个\$2.7ml / 支                                           | 前牙色系:XBW，后牙色系:P-A1\$前牙色系:XBW，后牙色系:P-                   | 日本株式会社ジーシーデンタルプロダクツ     |      |
| KQ0117 | 诺宝金属槽沟陶瓷滑动托槽系列            | 0.22 " 系统金属槽沟陶瓷MBTU1: 转矩角+17轴倾角4U2\$0.22 " 系统金属槽沟陶瓷MBTU1: 转矩角   | 不带钩3带钩                                                 | 金华市创新医疗器械科技有限公司         |      |
| KQ0118 | 诺宝金属槽沟陶瓷直丝弓托槽系列           | 0.22 " 系统金属槽沟陶瓷直丝弓U1: 转矩角+12轴倾角5U2\$0.22 " 系统金属槽沟陶瓷直丝弓U1: 转矩角   | 不带钩3带钩                                                 | 金华市创新医疗器械科技有限公司         |      |
| KQ0119 | 金属自锁滑动托槽                  | 0.22 " 系统金属自锁MBTU1: 转矩角+17轴倾角4U2\$0.22 " 系统金属自锁MBTU1: 转矩角+10轴倾角 | 不带钩3带钩345带钩                                            | 金华市创新医疗器械科技有限公司         |      |



| 流水号    | 产品名称          | 产品规格                                                            | 产品型号        | 生产企业            | 挂网企业 |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|------|
| KQ0120 | 诺宝陶瓷自锁滑动托槽系列  | 0.22 " 系统陶瓷自锁MBTU1:转矩角+17轴倾角4U2\$0.22 " 系统陶瓷自锁MBTU1:转矩角+10轴倾角   | 不带钩3带钩      | 金华市创新医疗器械科技有限公司 |      |
| KQ0121 | 诺宝陶瓷自锁直丝弓托槽系列 | 0.22 " 系统陶瓷自锁直丝弓U1:转矩角+12轴倾角5U2\$0.22 " 系统陶瓷自锁直丝弓U1:转矩角+8       | 不带钩3带钩      | 金华市创新医疗器械科技有限公司 |      |
| KQ0122 | 艾丽一代陶瓷滑动托槽    | 0.22 " 系统燕尾槽陶瓷MBTU1:转矩角+17轴倾角4U2\$0.22 " 系统燕尾槽陶瓷MBTU1:转矩角+10轴   | 不带钩3带钩345带钩 | 金华市创新医疗器械科技有限公司 |      |
| KQ0123 | 艾丽一代陶瓷方丝弓托槽   | 0.22 " 系统燕尾槽陶瓷方丝弓转矩角0轴倾角0\$0.18 " 系统燕尾槽陶瓷方丝弓转矩角0轴倾角0            | 不带钩3带钩345带钩 | 金华市创新医疗器械科技有限公司 |      |
| KQ0124 | 蓝宝石单晶体滑动托槽    | 0.22 " 系统单晶体MBTU1:转矩角+17轴倾角4U2\$0.22 " 系统单晶体MBTU1:转矩角+10轴倾角     | 不带钩3带钩345带钩 | 金华市创新医疗器械科技有限公司 |      |
| KQ0125 | 艾丽三代陶瓷直丝弓托槽   | 0.22 " 系统网底陶瓷直丝弓U1:转矩角+12轴倾角5U2\$0.22 " 系统网底陶瓷直丝弓U1:转矩角+8       | 不带钩3带钩345带钩 | 金华市创新医疗器械科技有限公司 |      |
| KQ0126 | 艾丽一代陶瓷直丝弓托槽   | 0.22 " 系统燕尾槽陶瓷直丝弓U1:转矩角+12轴倾角5U2\$0.22 " 系统燕尾槽陶瓷直丝弓U1:转矩角       | 不带钩3带钩345带钩 | 金华市创新医疗器械科技有限公司 |      |
| KQ0127 | 天王星金属滑动托槽     | 0.22 " 系统80目金属MBTU1:转矩角+17轴倾角4U2\$0.22 " 系统80目金属MBTU1:转矩角+10轴倾角 |             | 金华市创新医疗器械科技有限公司 |      |
| KQ0128 | 艾丽三代陶瓷直丝弓滑动托槽 | 0.22 " 系统80目陶瓷MBTU1:转矩角+17轴倾角4U2\$0.22 " 系统80目陶瓷MBTU1:转矩角+10轴倾角 | 不带钩3带钩345带钩 | 金华市创新医疗器械科技有限公司 |      |
| KQ0129 | 蓝宝石单晶体直丝弓托槽   | 0.22 " 系统单晶体直丝弓U1:转矩角+12轴倾角5U2\$0.22 " 系统单晶体直丝弓U1:转矩角+8轴倾       | 不带钩3带钩345带钩 | 金华市创新医疗器械科技有限公司 |      |
| KQ0130 | 海王星金属滑动直丝弓托槽  | 0.22 " 系统金属40目MBTU1:转矩角+17轴倾角4U2\$0.22 " 系统金属40目MBTU1:转矩角+10轴倾角 | 不带钩3带钩345带钩 | 金华市创新医疗器械科技有限公司 |      |
| KQ0131 | 海王星金属方丝弓托槽    | 0.22 " 系统金属40目方丝弓转矩角0轴倾角0\$0.18 " 系统金属40目方丝弓转矩角0轴倾角0            | 不带钩3带钩345带钩 | 金华市创新医疗器械科技有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称           | 产品规格                                                         | 产品型号                                | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ0132 | 海王星金属直丝弓托槽     | 0.22 " 系统金属40目直丝弓U1: 转矩角+12轴倾角5U2\$0.22 " 系统金属40目直丝弓U1:转矩角+8 | 不带钩3带钩345带钩                         | 金华市创新医疗器械科技有限公司                                           |      |
| KQ0133 | 天王星金属方丝弓托槽     | 0.22 " 系统金属80目方丝弓转矩角0轴倾角0\$0.18 " 系统金属80目方丝弓转矩角0轴倾角0         | 不带钩3带钩345带钩                         | 金华市创新医疗器械科技有限公司                                           |      |
| KQ0134 | 天王星金属直丝弓托槽     | 0.22 " 系统金属80目直丝弓U1: 转矩角+15轴倾角5U2\$0.22 " 系统金属80目直丝弓U1:转矩角+8 | 不带钩3带钩345带钩                         | 金华市创新医疗器械科技有限公司                                           |      |
| KQ0135 | 金属自锁直丝弓托槽      | 0.22 " 系统金属自锁直丝弓U1: 转矩角+12轴倾角5U2\$0.22 " 系统金属自锁直丝弓U1:转矩角+8   | 不带钩3带钩345带钩                         | 金华市创新医疗器械科技有限公司                                           |      |
| KQ0136 | 牙科骨粉           | 0.25cc                                                       | GBG0305                             | 韩国GENOSS Co. , Ltd                                        |      |
| KQ0137 | 牙科骨粉           | 0.25cc                                                       | GBG0510                             | 韩国GENOSS Co. , Ltd                                        |      |
| KQ0138 | 牙科骨粉           | 0.25cc                                                       | GBG1020                             | 韩国GENOSS Co. , Ltd                                        |      |
| KQ0139 | Grandio光固化充填树脂 | 0.25x20粒                                                     | A1\$A2\$A3\$A3.5\$B2\$A4\$C3\$I\$BL | 德国 Voco GmbH                                              |      |
| KQ0140 | 颌间固定用结扎丝       | 0.5*160mm\$0.64*160mm                                        | 01-03490\$01-03492                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0141 | 牙科骨粉           | 0.5cc                                                        | GBG0305                             | 韩国GENOSS Co. , Ltd                                        |      |
| KQ0142 | 牙科骨粉           | 0.5cc                                                        | GBG0510                             | 韩国GENOSS Co. , Ltd                                        |      |
| KQ0143 | 牙科骨粉           | 0.5cc                                                        | GBG1020                             | 韩国GENOSS Co. , Ltd                                        |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                                                                                    | 产品型号                                                          | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| KQ0144 | 骨粉                         | 0.5g                                                                                    | F07-010400                                                    | 中国台湾维纲生物科技股份有限公司                     |      |
| KQ0149 | 方丝弓成型器                     | 0° \$5° \$7° \$10° \$13°                                                                | 0° \$5° \$7° \$10° \$13°                                      | 长沙市天天齿科器材有限公司                        |      |
| KQ0153 | MiniUni-TwinSondhi金属托槽     | 020-568, 左上中切牙\$020-569, 右上中切牙\$020-517, 左上尖牙\$020-518, 右上尖牙                            | 020-568\$020-569\$020-517\$020-518\$020-521\$020-552\$020-    | 美国3M UNITEK CORPORATION              |      |
| KQ0166 | 弹性体印模材料                    | 0型（初次印模手调型）<br>400g*2\$0型（初次印模机混型）<br>380ml*1\$0型（咬合记录硅橡胶                               | 0型（初次印模手调型）\$0型（初次印模机混型）\$0型（咬合记录                             | 日照沪鸽齿科工业有限公司                         |      |
| KQ0167 | 排龈线                        | 1#244mm / 瓶\$2#244mm / 瓶<br>\$3#244mm / 瓶\$0#244mm / 瓶<br>\$00#244mm / 瓶\$000#244mm / 瓶 | 1#244mm / 瓶\$2#244mm / 瓶<br>/ 瓶\$3#244mm / 瓶<br>\$0#244mm / 瓶 | 美国Ultradent Products, Inc.           |      |
| KQ0179 | 牙根管塞尖0.02锥度                | 1*120支 / 盒                                                                              | 0.02锥度胶尖中国全色圆瓶<br>999.244.015.0215\$0.0                       | 登士柏牙科（天津）有限公司                        |      |
| KQ0180 | 牙根管塞尖0.04-0.06锥度           | 1*120支 / 盒                                                                              | 0.04锥度胶尖中国全色圆瓶<br>999.244.015.0415\$0.0                       | 登士柏牙科（天津）有限公司                        |      |
| KQ0183 | 光固化复合树脂（商品名：TetricN-Ceram） | 1*3.5g / 支                                                                              | 1*3.5g / 支                                                    | 列支敦士登Ivoclar Vivadent AG             |      |
| KQ0189 | 一步自酸蚀粘接剂                   | 1*6g / 瓶                                                                                | Self-EtchRefill                                               | 列支敦士登Ivoclar Vivadent AG             |      |
| KQ0190 | 根管扩大针（扩大针K挫H挫）             | 1*6支 / 盒                                                                                | 长度18mm, ISO尺寸010\$长度18mm, ISO尺寸015\$长度18mm, ISO               | 瑞士MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING SARL |      |
| KQ0193 | 牙科骨粉                       | 1.0cc                                                                                   | GBG0305                                                       | 韩国GENOSS Co., Ltd                    |      |
| KQ0194 | 牙科骨粉                       | 1.0cc                                                                                   | GBG0510                                                       | 韩国GENOSS Co., Ltd                    |      |

| 流水号    | 产品名称      | 产品规格                                                                                     | 产品型号                                                  | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ0195 | 牙科骨粉      | 1.0cc                                                                                    | GBG1020                                               | 韩国GENOSS Co., Ltd                                         |      |
| KQ0258 | 1.2mm自钻螺钉 | 1.2*4mm                                                                                  | 50-12904                                              | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0274 | 颅颌面外伤固定系统 | 1.2mm*10mm微型接骨螺钉                                                                         | 204-1210                                              | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0275 | 颅颌面外伤固定系统 | 1.2mm*12mm微型接骨螺钉                                                                         | 204-1212                                              | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0276 | 颅颌面外伤固定系统 | 1.2mm*14mm微型接骨螺钉                                                                         | 204-1214                                              | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0277 | 颅颌面外伤固定系统 | 1.2mm*2mm微型接骨螺钉                                                                          | 204-1202                                              | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0278 | 1.2mm自钻螺钉 | 1.2mm*3mm                                                                                | 50-12903                                              | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0279 | 1.2mm自攻螺钉 | 1.2mm*3mm\$1.2mm*4mm\$1.2mm*5mm\$1.2mm*6mm\$1.2mm*7mm\$1.2mm*8mm\$1.2mm*10mm\$1.2mm*12mm | 50-12003\$50-12004\$50-12005\$50-12006\$50-12007\$50- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0280 | 颅颌面外伤固定系统 | 1.2mm*3mm微型接骨螺钉                                                                          | 204-1203                                              | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0281 | 颅颌面外伤固定系统 | 1.2mm*4mm微型接骨螺钉                                                                          | 204-1204                                              | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0282 | 颅颌面外伤固定系统 | 1.2mm*6mm微型接骨螺钉                                                                          | 204-1206                                              | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0283 | 颅颌面外伤固定系统 | 1.2mm*8mm微型接骨螺钉                                                                          | 204-1208                                              | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |

| 流水号    | 产品名称      | 产品规格                                            | 产品型号                                                             | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ0304 | 1.4mm应急螺钉 | 1.4*3mm\$1.4*5mm\$1.4*7mm\$1.4*9mm              | 50-14003\$50-14005\$50-14007\$50-14009                           | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0311 | 直基台       | 1.5                                             | 0PFS100                                                          | 法国Anthogyr S.A.S                                          |      |
| KQ0313 | 麻花钻       | 1.5*10\$2.0*8\$2.0*10\$2.0*11.5\$2.0*13\$2.0*15 | INFH15100\$INFH20080\$INFH20100\$INFH20115\$INFH20130\$INFH20150 | 法国Anthogyr S.A.S                                          |      |
| KQ0576 | 取模工具      | 1.5\$2.5\$2.5\$3.5                              | 0PPI100\$0PPU100                                                 | 法国Anthogyr S.A.S                                          |      |
| KQ0577 | 颅颌面外伤固定系统 | 1.6mm*10mm接骨螺钉                                  | 208-1610                                                         | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0578 | 颅颌面外伤固定系统 | 1.6mm*12mm接骨螺钉                                  | 208-1612                                                         | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0579 | 颅颌面外伤固定系统 | 1.6mm*14mm接骨螺钉                                  | 208-1614                                                         | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0580 | 颅颌面外伤固定系统 | 1.6mm*3mm接骨螺钉                                   | 208-1603                                                         | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0581 | 颅颌面外伤固定系统 | 1.6mm*4mm接骨螺钉                                   | 208-1604                                                         | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0582 | 颅颌面外伤固定系统 | 1.6mm*4mm接骨螺钉, 四方槽                              | 208-1604-CD                                                      | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0583 | 颅颌面外伤固定系统 | 1.6mm*5mm接骨螺钉                                   | 208-1605                                                         | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0584 | 颅颌面外伤固定系统 | 1.6mm*5mm接骨螺钉, 四方槽                              | 208-1605-CD                                                      | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |

| 流水号    | 产品名称        | 产品规格                                                   | 产品型号                                                  | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ0585 | 颅颌面外伤固定系统   | 1.6mm*6mm接骨螺钉                                          | 208-1606                                              | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0586 | 颅颌面外伤固定系统   | 1.6mm*6mm接骨螺钉，四方槽                                      | 208-1606-CD                                           | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0587 | 颅颌面外伤固定系统   | 1.6mm*8mm接骨螺钉                                          | 208-1608                                              | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0626 | 1.7mm自钻螺钉   | 1.7*3mm\$1.7*4mm                                       | 50-17903\$50-17904                                    | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0627 | 1.7mm智能锁定螺钉 | 1.7*4mm\$1.7*5mm\$1.7*6mm                              | 50-17504\$50-17505\$50-17506                          | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0628 | 1.7mm自钻螺钉   | 1.7*5mm\$1.7*6mm                                       | 50-17905\$50-17906                                    | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0629 | 1.7mm自攻螺钉   | 1.7*5mm\$1.7*6mm\$1.7*7mm\$1.7*8mm\$1.7*10mm\$1.7*12mm | 50-17005\$50-17006\$50-17007\$50-17008\$50-17010\$50- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0630 | 1.7mm自攻螺钉   | 1.7*7mm\$1.7*5mm\$1.7*6mm                              | 50-17007\$50-17005\$50-17006\$                        | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0666 | 1.9mm应急自攻螺钉 | 1.9*3mm\$1.9*5mm\$1.9*7mm\$1.9*9mm                     | 50-19003\$50-19005\$50-19007\$50-19009                | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0687 | 10*10孔三维板   | 10*10孔标准三维钛板厚度0.6mm                                    | 55-06237                                              | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0688 | 10*10三维板    | 10*10三维可塑钛板厚度0.5mm                                     | 55-04237                                              | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0691 | 牙科石膏        | 1000g / 袋                                              | 3型                                                    | 上海青浦齿科材料厂                                                 |      |

| 流水号    | 产品名称            | 产品规格                                                      | 产品型号                               | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ0702 | 暂封补牙条           | 100g / 盒 (白色65g)\$100g / 盒 (红色35g)                        | 100g / 盒 (白色65g)\$100g / 盒 (红色35g) | 上海青浦齿科材料厂                                                 |      |
| KQ0707 | 口腔义齿护理清扫液       | 10ml / 瓶                                                  | YBK01                              | 河源市雅碧康生物科技有限公司                                            |      |
| KQ0709 | 多乐氟氟化钠护齿剂 (口腔用) | 10ml / 支                                                  | 10ml / 支                           | 英国Colgate-Palmolive (UK.) Limited                         |      |
| KQ0710 | 颅颌面外伤固定系统       | 10mm, I型接骨板                                               | 214-0085                           | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0711 | 10mm钛片盖         | 10mm标准钛片盖厚度0.6mm                                          | 55-06372                           | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0712 | 颅颌面外伤固定系统       | 10mm方接骨板                                                  | 210-0054                           | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0713 | 颅颌面外伤固定系统       | 10mm额接骨板                                                  | 210-0046                           | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0714 | 10mm钛片盖         | 10mm可塑钛片盖带柄厚度0.5mm                                        | 55-06374                           | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0715 | 纤维根管桩修复系统       | 10个纤维根管桩                                                  | RelyXFiberPostSize1                | 德国3M ESPE AG                                              |      |
| KQ0718 | 3M镍钛热激活方丝       | 4297-919镍钛热激活方丝19X25上颌 (卵圆形) \$4297-920镍钛热激活方丝19X25下颌 (卵圆 | 4297-919\$4297-920                 | 美国3M UNITEK CORPORATION                                   |      |
| KQ0720 | 10孔弧形钛板         | 10孔, 弧形, 厚度0.6mm                                          | 55-06750                           | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0721 | 10孔弯板           | 10孔标准弯板厚度0.6mm                                            | 55-06250                           | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号    | 产品名称                      | 产品规格                                                | 产品型号                                                                | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ0722 | 颅颌面外伤固定系统                 | 10孔刚性弧形接骨板，1.6mm厚                                   | 213-0018                                                            | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0723 | 颅颌面外伤固定系统                 | 10孔刚性直型接骨板，1.6mm厚                                   | 213-0019                                                            | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0724 | 10孔高密度弯板                  | 10孔高密度可塑弯板厚度0.5mm                                   | 55-04250                                                            | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0725 | 颅颌面外伤固定系统                 | 10孔直型接骨板                                            | 210-0032                                                            | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0726 | 光固化流体树脂（商品名：TetricN-Flow） | 10粒*0.25g / 袋                                       | A1\$A2\$A3\$A3.5                                                    | 列支敦士登Ivoclar Vivadent AG                                  |      |
| KQ0728 | 预成镍钛方弓丝                   | 10支 / 包                                             | CF1616U\$CF1616L\$CF1622U\$CF1622L\$CF1722U\$CF1722L\$CF1822U\$CF18 | 有研亿金新材料股份有限公司                                             |      |
| KQ0742 | 玻璃离子粘固剂                   | 11g*1支，Clicker包装                                    | RelyXTMLuting2:3525T KA                                             | 美国3M ESPE Dental Products                                 |      |
| KQ0743 | 玻璃离子粘固剂                   | 11g*2支，Clicker包装                                    | RelyXTMLuting2:3525A                                                | 美国3M ESPE Dental Products                                 |      |
| KQ0745 | 颅颌面外伤固定系统                 | 11mm颞接骨板                                            | 210-0065                                                            | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0746 | 11孔预弯LeFortI截骨板           | 11孔，预弯，0mm横联，厚度0.9mm，分左侧\$11孔，预弯，0mm横联，厚度0.9mm，右侧   | 55-11700\$55-12700                                                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0747 | 11孔预弯LeFortI截骨板           | 11孔，预弯，10mm横联，厚度0.9mm，分左侧\$11孔，预弯，10mm横联，厚度0.9mm，右侧 | 55-11710\$55-12710                                                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0748 | 11孔预弯LeFortI截骨板           | 11孔，预弯，3mm横联，厚度0.9mm，分左侧\$11孔，预弯，3mm横联，厚度0.9mm，右侧   | 55-11703\$55-12703                                                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |



| 流水号    | 产品名称              | 产品规格                                              | 产品型号                     | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ0749 | 11孔预弯LeFortI截骨板   | 11孔，预弯，4mm横联，厚度0.9mm，分左侧\$11孔，预弯，4mm横联，厚度0.9mm，右侧 | 55-11704\$55-12704       | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0750 | 11孔预弯LeFortI截骨板   | 11孔，预弯，6mm横联，厚度0.9mm，分左侧\$11孔，预弯，6mm横联，厚度0.9mm，右侧 | 55-11706\$55-12706       | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0751 | 11孔预弯LeFortI截骨板   | 11孔，预弯，8mm横联，厚度0.9mm，分左侧\$11孔，预弯，8mm横联，厚度0.9mm，右侧 | 55-11708\$55-12708       | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0752 | 11孔直形重建钛板         | 11孔，直形，厚度1.5mm                                    | 55-15911                 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0753 | 11孔直形重建钛板         | 11孔，直形，厚度2.8mm                                    | 55-28911                 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0770 | 颅颌面外伤固定系统         | 12mm颞接骨板                                          | 210-0048                 | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0771 | 12孔弯板             | 12孔弯板厚度0.8mm                                      | 55-08586                 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0773 | 颅颌面外伤固定系统         | 12孔直型接骨板，1.0mm厚                                   | 210-1013                 | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0774 | 树脂纤维桩             | 12支每盒装                                            | N° 1\$N° 2\$N° 3\$N° 4   | 瑞士ProduitsDentairesSA                                     |      |
| KQ0775 | 可吸收生物膜            | 13*25MM                                           | Bio_Gide                 | 瑞士Geistlich Pharma AG                                     |      |
| KQ0776 | 而至双糊剂树脂加强型玻璃离子水门汀 | 13.3克 / 个 / 盒                                     | 13.3克 / 个 / 盒            | 日本株式会社而至                                                  |      |
| KQ0778 | 光固化树脂             | 14g / 支                                           | A1\$A2\$A3\$A3.5\$B1\$B2 | 墨西哥Conamco S.A. de C.V.                                   |      |

| 流水号    | 产品名称               | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                 | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ0779 | 14mm钛片盖            | 14mm标准钛片盖厚度0.6mm                                                                              | 55-06370                                             | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0780 | 14mm钛片盖            | 14mm可塑钛片盖带柄厚度0.5mm                                                                            | 55-06373                                             | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0781 | 14孔直形骨折钛板          | 14孔, 直形, 无横联, 厚度1.5mm                                                                         | 55-15514                                             | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0784 | 牙胶尖(精装)            | 15#\$20#\$25#\$30#\$35#\$40#\$45#\$50#\$55#\$60#\$70#\$80#\$90#\$100#\$110#\$120#\$130#\$140# | DIA-E(35A)                                           | 天津达雅鼎医疗器械有限公司                                             |      |
| KQ0788 | 角度基台               | 15#规格; 长度分:21mm规格。<br>\$15#规格; 长度分:25mm规格。<br>\$20#规格; 长度分:21mm规格。                            | OSTI008\$OSTI009\$OSTI010\$OSTI011\$OSTI012\$OSTI013 | 法国Anthogyr S. A. S                                        |      |
| KQ0795 | 富瑞口腔溃疡含漱液          | 15g(120ml)                                                                                    | 15g(120ml)                                           | 广州富瑞医疗科技有限公司                                              |      |
| KQ0797 | 美龙玻璃离子冠桥粘固剂(Meron) | 15g粉, 7ml液                                                                                    | 1090                                                 | 德国 Voco GmbH                                              |      |
| KQ0798 | 医用护理器              | 15ml                                                                                          | A. SAP型                                              | 苏比克(福州)药械科技有限公司                                           |      |
| KQ0799 | 牙本质封闭剂             | 15ml / 盒                                                                                      | 15ml / 盒                                             | 墨西哥Conamco S. A. de C. V.                                 |      |
| KQ0801 | 颅颌面外伤固定系统          | 15mm, 90度L型右接骨板                                                                               | 210-0002                                             | 美国OsteoMed L. P.                                          |      |
| KQ0802 | 颅颌面外伤固定系统          | 15mm, Z型右接骨板                                                                                  | 210-0020                                             | 美国OsteoMed L. P.                                          |      |
| KQ0803 | 颅颌面外伤固定系统          | 15mm, Z型左接骨板                                                                                  | 110-0022                                             | 美国OsteoMed L. P.                                          |      |

| 流水号    | 产品名称         | 产品规格                                                    | 产品型号                                                                        | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ0804 | 纤维根管桩修复系统    | 15个纤维根管桩:尺寸1, 尺寸2, 尺寸3 (每种尺寸各5个); 3个配套用钻头:尺寸1, 尺寸2, 尺寸3 | IntroductoryKit初始装                                                          | 德国3M ESPE AG                                              |      |
| KQ0808 | 颅颌面外伤固定系统    | 15孔粉碎性骨折接骨板                                             | 214-0056                                                                    | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0809 | 颅颌面外伤固定系统    | 15孔刚性粉碎性骨折接骨板                                           | 214-0106                                                                    | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0813 | 方丝弓带环        | 16#17#18#19#20#21#22#23#24#25#26#27#28#29#30#31#32#     | 方丝弓带环                                                                       | 杭州爱丽思口腔医疗器材有限公司                                           |      |
| KQ0814 | 带环           | 直丝弓带环                                                   | 16#\$17#\$18#\$19#\$20#\$21#\$22#\$23#\$24#\$25#\$26#\$27#\$28#\$29#\$30#\$ | 杭州爱丽思口腔医疗器材有限公司                                           |      |
| KQ0820 | 可吸收生物膜       | 16*22mm                                                 | GeistlichBio_Gide                                                           | 瑞士Geistlich Pharma AG                                     |      |
| KQ0822 | 颅颌面外伤固定系统    | 16mm, I型接骨板                                             | 210-0035                                                                    | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0823 | 颅颌面外伤固定系统    | 16mm, L型左接骨板\$16mm, L型右接骨板                              | 213-0102                                                                    | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0824 | 16孔高密度直形微型钛板 | 16孔, 直形, 高密度, 厚度1.0mm                                   | 55-10515                                                                    | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0825 | 16孔直形锁定钛板    | 16孔, 直形, 厚度0.8mm                                        | 55-05716                                                                    | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0826 | 16孔直形微型钛板    | 16孔, 直形, 无横联, 厚度1.0mm                                   | 55-10516                                                                    | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0828 | 16孔直板        | 16孔直板厚度1.0mm                                            | 55-08216                                                                    | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号    | 产品名称      | 产品规格                                                                   | 产品型号               | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ0829 | 颅颌面外伤固定系统 | 16孔直型接骨板                                                               | 210-0034           | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0831 | 螺钉        | 1-72, 用于AdVent成角20度基台                                                  | AVH20S             | 美国Zimmer Dental, Inc.                                     |      |
| KQ0832 | 螺钉        | 1-72, 用于Screw-Vent种植体成角基台                                              | AH20S              | 美国Zimmer Dental, Inc.                                     |      |
| KQ0834 | 颅颌面外伤固定系统 | 17mm, L型右接骨板, 1.0mm厚                                                   | 210-0090           | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0835 | 颅颌面外伤固定系统 | 17mm, L型左接骨板, 1.0mm厚                                                   | 210-0091           | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0836 | 镍钛热激活方丝   | 17X25上颌(卵圆形) 4297-921<br>横截面, 0.017*0.025英寸<br>\$17X25下颌(卵圆形) 4297-922 | 4297-921\$4297-922 | 美国3M UNITEK CORPORATION                                   |      |
| KQ0837 | 17孔直形重建钛板 | 17孔, 直形, 厚度1.5mm                                                       | 55-15917           | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0838 | 17孔直形重建钛板 | 17孔, 直形, 厚度2.8mm                                                       | 55-28917           | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0839 | 根管润滑剂     | 18gm每罐                                                                 | 9007131            | 美国Premier Dental Products Company                         |      |
| KQ0840 | 18孔直板     | 18孔可塑直板厚度0.5mm                                                         | 55-04218           | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0841 | 颅颌面外伤固定系统 | 18孔直型接骨板                                                               | 210-0038           | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0842 | 颅颌面外伤固定系统 | 19mm, L型右接骨板, 1.0mm厚                                                   | 210-0092           | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |

| 流水号    | 产品名称         | 产品规格                                                                     | 产品型号                                                                | 生产企业                      | 挂网企业 |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| KQ0843 | 颅颌面外伤固定系统    | 19mm, L型左接骨板, 1.0mm厚                                                     | 210-0093                                                            | 美国OsteoMed L.P.           |      |
| KQ0844 | 不锈钢C型锉       | 19mm006 (粉色) \$19mm008 (灰色) \$19mm010 (紫色) \$19mm12.5 (浅褐色) \$19mm015    | C-PilotFilesC型锉                                                     | 德国VDWGmbH                 |      |
| KQ0845 | MCH型长柄锉      | 19mm008 (灰色) \$19mm010 (紫色) \$19mm015 (白色) \$19mm020 (黄色) \$19mm025 (红色) | MCH-FilesMCH型长柄锉                                                    | 德国VDWGmbH                 |      |
| KQ0846 | MCK型长柄锉      | 19mm008 (灰色) \$19mm010 (紫色) \$19mm015 (白色) \$19mm020 (黄色) \$19mm025 (红色) | MCK-FilesMCK型长柄锉                                                    | 德国VDWGmbH                 |      |
| KQ0850 | 骨粉           | 1g                                                                       | F07-010401                                                          | 中国台湾维纲生物科技股份有限公司          |      |
| KQ0852 | 牙本质封闭剂       | 1ml / 盒                                                                  | 1ml / 盒                                                             | 墨西哥Conamco S.A. de C.V.   |      |
| KQ0853 | 球基台          | 1mm                                                                      | AVBA                                                                | 美国Zimmer Dental, Inc.     |      |
| KQ0858 | 人工牙种植体基台     | 1个 / 盒                                                                   | 01AATI331A\$01AATI332A\$01AATI451A\$01AATI551A\$01AATIX331A\$01AA   | 意大利leader Italia S.r.l    |      |
| KQ0859 | 人工牙种植体基台愈合螺帽 | 1个 / 盒                                                                   | 01HC333\$01HC334\$01HC335\$01HC336\$01HC337\$01HCC43\$01HCC44\$01HC | 意大利leader Italia S.r.l    |      |
| KQ0862 | 人工牙种植体       | 1个 / 盒                                                                   | 内六角种植体:09IT3308\$内六角种植体:09IT3310\$内六角                               | 意大利leader Italia S.r.l    |      |
| KQ0863 | 玻璃离子粘固剂      | 1瓶16克粉剂, 取粉勺                                                             | RelyXTMLutingCement:3515P                                           | 美国3M ESPE Dental Products |      |
| KQ0864 | 玻璃离子粘固剂      | 1瓶16克粉剂; 1瓶9ml液体; 取粉勺, 调和垫                                               | RelyXTMLutingCement:3515                                            | 美国3M ESPE Dental Products |      |

| 流水号    | 产品名称                                 | 产品规格                                                       | 产品型号                      | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ0865 | 玻璃离子粘固剂                              | 1瓶9ml液体                                                    | RelyXTMLutingCement:3515L | 美国3M ESPE Dental Products                                 |      |
| KQ0868 | 通用型自粘接树脂水门汀<br>(商品名: MultilinkSpeed) | 1支*2.5g / 套 (1支*2.5g通用型自粘接树脂水门汀、1瓶*1g陶瓷树脂粘结预处理剂 (Monobond- | StarterPackTransparent    | 列支敦士登Ivoclar Vivadent AG                                  |      |
| KQ0869 | 通用型自粘接树脂水门汀<br>(商品名: MultilinkSpeed) | 1支*6g / 盒                                                  | Refilltransparent         | 列支敦士登Ivoclar Vivadent AG                                  |      |
| KQ0879 | 通用自粘接树脂型粘固材料<br>(商品名: RelyXU100)     | 1支11g, Clicker包装                                           | Translucent               | 德国3M ESPE AG                                              |      |
| KQ0880 | 树脂粘固剂 (商品名: RelyXTMARC)              | 1支4.5g, Clicker装                                           | 补充装:3415A1                | 美国3M ESPE Dental Products                                 |      |
| KQ0881 | 树脂粘固剂 (商品名: RelyXTMARC)              | 1支4.5g, Clicker装                                           | 补充装:3415A3                | 美国3M ESPE Dental Products                                 |      |
| KQ0883 | 2*2长方形三维板                            | 2*2长方形三维板厚度0.6mm                                           | 55-06312                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0884 | 2*2孔三维钛板                             | 2*2孔, 方形, 厚度0.6mm                                          | 55-06731                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0885 | 2*2孔三维锁定钛板                           | 2*2孔, 方形, 厚度0.8mm                                          | 55-05731                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0886 | 2*2孔三维板                              | 2*2孔标准三维钛板厚度0.6mm                                          | 55-06231                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0887 | 2*2孔三维板                              | 2*2孔三维可塑钛板厚度0.5mm                                          | 55-04231                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0888 | 2*2正方形三维板                            | 2*2正方形三维板厚度0.6mm                                           | 55-06310                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号    | 产品名称                                    | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                  | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ0889 | axiom2.8基台                              | 2.0*0° \$2.0*7° \$2.0*15° \$2.0*23°                                                            | OPAT220\$OPAT221\$OPAT222\$OPAT223                    | 法国Anthogyr S. A. S                                        |      |
| KQ0891 | 全颞下颌关节置换系统（下颌窝部件配套螺钉，Ti6Al4V） / 99-6581 | 2.0*11mm, 1颗 / 包                                                                               | 99-6581                                               | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| KQ0905 | 攻丝钻                                     | 2.0*15\$2.0*20                                                                                 | OPFI20150\$OPFI20200                                  | 法国Anthogyr S. A. S                                        |      |
| KQ0927 | 2.0mm拉力螺钉                               | 2.0*24mm\$2.0*27mm\$2.0*30mm\$2.0*33mm\$2.0*36mm\$2.0*39mm\$2.0*42mm                           | 53-20424\$53-20427\$53-20430\$53-20433\$53-20436\$53- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0937 | 2.0mm锁定螺钉                               | 2.0*4mm                                                                                        | 50-20504                                              | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0943 | 颅颌面外科内固定系统                              | 2.0*4mmMP自攻螺钉\$2.0*5mmMP自攻螺钉\$2.0*6mmMP自攻螺钉\$2.0*8mmMP自攻螺钉                                     | 50-20704\$50-20705\$50-20706\$50-20708\$50-20710\$50- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0944 | 2.0mmMP自钻螺钉（银色）                         | 2.0*4mmMP自钻螺钉\$2.0*5mmMP自钻螺钉\$2.0*6mmMP自钻螺钉                                                    | 50-20904\$50-20905\$50-20906                          | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0956 | 2.0mm智能锁定螺钉                             | 2.0*5mm\$2.0*6mm\$2.0*7mm\$2.0*8mm\$2.0*10mm\$2.0*12mm\$2.0*14mm\$2.0*16mm\$2.0*18mm\$2.0*20mm | 50-20505\$50-20506\$50-20507\$50-20508\$50-20510\$50- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0960 | 2.0mm自攻螺钉                               | 2.0*6mm\$2.0*8mm\$2.0*10mm                                                                     | 50-20406\$50-20408\$50-20410                          | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0964 | 全颞下颌关节置换系统（下颌窝部件配套螺钉，Ti6Al4V） / 99-6577 | 2.0*7mm, 1颗 / 包                                                                                | 99-6577                                               | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| KQ0971 | MMF螺钉                                   | 2.0*8mmMMF螺钉\$2.0*12mmMMF螺钉                                                                    | 50-20358\$50-20362                                    | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ0973 | 全颞下颌关节置换系统（下颌窝部件配套螺钉，Ti6Al4V） / 99-6579 | 2.0*9mm, 1颗 / 包                                                                                | 99-6579                                               | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |

| 流水号    | 产品名称          | 产品规格             | 产品型号                     | 生产企业                   | 挂网企业 |
|--------|---------------|------------------|--------------------------|------------------------|------|
| KQ0980 | 牙科骨粉          | 2.0cc            | GBG0305                  | 韩国GENOSS Co.，Ltd       |      |
| KQ0981 | 牙科骨粉          | 2.0cc            | GBG0510                  | 韩国GENOSS Co.，Ltd       |      |
| KQ0982 | 牙科骨粉          | 2.0cc            | GBG1020                  | 韩国GENOSS Co.，Ltd       |      |
| KQ0983 | 光固化树脂         | 2.0g / 支         | A1\$A2\$A3\$A3.5\$B1\$B2 | 墨西哥Conamco S.A.de C.V. |      |
| KQ0985 | AdVent种植体延长螺钉 | 2.0mm            | AVE                      | 美国Zimmer Dental，Inc.   |      |
| KQ0986 | 颅颌面外伤固定系统     | 2.0mm*10mm迷你接骨螺钉 | 202-2010                 | 美国OsteoMed L.P.        |      |
| KQ0987 | 颅颌面外伤固定系统     | 2.0mm*12mm迷你接骨螺钉 | 202-2012                 | 美国OsteoMed L.P.        |      |
| KQ0988 | 颅颌面外伤固定系统     | 2.0mm*14mm迷你接骨螺钉 | 202-2014                 | 美国OsteoMed L.P.        |      |
| KQ0989 | 颅颌面外伤固定系统     | 2.0mm*16mm迷你接骨螺钉 | 202-2016                 | 美国OsteoMed L.P.        |      |
| KQ0990 | 颅颌面外伤固定系统     | 2.0mm*18mm迷你接骨螺钉 | 202-2018                 | 美国OsteoMed L.P.        |      |
| KQ0991 | 颅颌面外伤固定系统     | 2.0mm*20mm迷你接骨螺钉 | 20-2020                  | 美国OsteoMed L.P.        |      |
| KQ0992 | 颅颌面外伤固定系统     | 2.0mm*22mm迷你接骨螺钉 | 202-2022                 | 美国OsteoMed L.P.        |      |



| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                                                                  | 产品型号                                                  | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ0993 | 颅颌面外伤固定系统                              | 2.0mm*4mm迷你接骨螺钉                                                                       | 202-2004                                              | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0994 | 颅颌面外伤固定系统                              | 2.0mm*5mm迷你接骨螺钉                                                                       | 202-2005                                              | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0996 | 颅颌面外伤固定系统                              | 2.0mm*6mm迷你接骨螺钉                                                                       | 202-2006                                              | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ0997 | 颅颌面外伤固定系统                              | 2.0mm*8mm迷你接骨螺钉                                                                       | 202-2008                                              | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ1091 | 2.0mm自攻螺钉                              | 2.0mmX4mm\$2.0mmX5mm\$2.0mmX7mm,<br>2.0mmX12mm\$2.0mmX14mm\$2.0mmX                    | 50-20404\$50-20405\$50-20407\$50-20412\$50-20414\$50- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1277 | 游离牵引钩                                  | /                                                                                     | 圆孔型\$方孔型\$通用型\$无钩形式（游离止扣）\$问号钩形式\$T形                  | 杭州新亚齿科材料有限公司                                              |      |
| KQ1330 | 2.3mm自攻螺钉                              | 2.3*4mm\$2.3*6mm\$2.3*8mm\$2.3*10mm\$2.3*12mm\$2.3*14mm\$2.3*16mm\$2.3*18mm\$2.3*20mm | 50-23404\$50-23406\$50-23408\$50-23410\$50-23412\$50- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1334 | 2.3mmMP应急螺钉（紫红色）                       | 2.3*6mmMP应急螺钉\$2.3*8mmMP应急螺钉\$2.3*10mmMP应急螺钉\$2.3*12mmMP应急螺钉                          | 50-23706\$50-23708\$50-23710\$50-23712\$50-23714\$50- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1335 | 全颞下颌关节置换系统（下颌窝部件配套螺钉，Ti6Al4V）/ 99-6587 | 2.3*7mm，1颗 / 包                                                                        | 99-6587                                               | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| KQ1339 | 2.3mm智能锁定螺钉                            | 2.3*8mm\$2.3*10mm\$2.3*12mm                                                           | 50-23508\$50-23510\$50-23512                          | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1340 | 全颞下颌关节置换系统（下颌窝部件配套螺钉，Ti6Al4V）/ 99-6589 | 2.3*9mm，1颗 / 包                                                                        | 99-6589                                               | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| KQ1341 | 光固化树脂                                  | 2.3g / 支                                                                              | A1\$A2\$A3\$A3.5\$B1\$B2                              | 墨西哥Conamco S.A.de C.V.                                    |      |

| 流水号    | 产品名称                                | 产品规格                                                                       | 产品型号                                                  | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ1342 | 全颞下颌关节置换系统（中型，右侧，超高分子聚乙烯） / 24-6560 | 2. 3mm                                                                     | 24-6560                                               | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| KQ1343 | 全颞下颌关节置换系统（中型，左侧，超高分子聚乙烯） / 24-6561 | 2. 3mm                                                                     | 24-6561                                               | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| KQ1344 | 全颞下颌关节置换系统（小型，右侧，超高分子聚乙烯） / 24-6562 | 2. 3mm                                                                     | 24-6562                                               | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| KQ1345 | 全颞下颌关节置换系统（小型，左侧，超高分子聚乙烯） / 24-6563 | 2. 3mm                                                                     | 24-6563                                               | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| KQ1346 | 全颞下颌关节置换系统（大型，右侧，超高分子聚乙烯） / 24-6564 | 2. 3mm                                                                     | 24-6564                                               | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| KQ1347 | 全颞下颌关节置换系统（大型，左侧，超高分子聚乙烯） / 24-6565 | 2. 3mm                                                                     | 24-6565                                               | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| KQ1348 | 2. 3mm锁定螺钉                          | 2. 3mmX4mm\$2. 3mmX6mm\$2. 3mmX14mm\$2. 3mmX16mm\$2. 3mmX18mm\$2. 3mmX20mm | 50-23504\$50-23506\$50-23514\$50-23516\$50-23518\$50- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1388 | 颅颌面外伤固定系统                           | 2. 4*4mm锁定接骨螺钉                                                             | 206-0204                                              | 美国OsteoMed L. P.                                          |      |
| KQ1396 | 颅颌面外伤固定系统                           | 2. 4mm*10mm接骨螺钉                                                            | 206-2410                                              | 美国OsteoMed L. P.                                          |      |
| KQ1397 | 颅颌面外伤固定系统                           | 2. 4mm*10mm锁定接骨螺钉                                                          | 206-0210                                              | 美国OsteoMed L. P.                                          |      |
| KQ1398 | 颅颌面外伤固定系统                           | 2. 4mm*12mm接骨螺钉                                                            | 206-2412                                              | 美国OsteoMed L. P.                                          |      |
| KQ1399 | 颅颌面外伤固定系统                           | 2. 4mm*12mm锁定接骨螺钉                                                          | 206-0212                                              | 美国OsteoMed L. P.                                          |      |

| 流水号    | 产品名称      | 产品规格             | 产品型号     | 生产企业            | 挂网企业 |
|--------|-----------|------------------|----------|-----------------|------|
| KQ1400 | 颅颌面外伤固定系统 | 2.4mm*13mm接骨螺钉   | 206-2413 | 美国OsteoMed L.P. |      |
| KQ1401 | 颅颌面外伤固定系统 | 2.4mm*14mm接骨螺钉   | 206-2414 | 美国OsteoMed L.P. |      |
| KQ1402 | 颅颌面外伤固定系统 | 2.4mm*14mm锁定接骨螺钉 | 206-0214 | 美国OsteoMed L.P. |      |
| KQ1403 | 颅颌面外伤固定系统 | 2.4mm*16mm接骨螺钉   | 206-2416 | 美国OsteoMed L.P. |      |
| KQ1404 | 颅颌面外伤固定系统 | 2.4mm*16mm锁定接骨螺钉 | 206-0216 | 美国OsteoMed L.P. |      |
| KQ1405 | 颅颌面外伤固定系统 | 2.4mm*18mm接骨螺钉   | 206-2418 | 美国OsteoMed L.P. |      |
| KQ1406 | 颅颌面外伤固定系统 | 2.4mm*18mm锁定接骨螺钉 | 206-0218 | 美国OsteoMed L.P. |      |
| KQ1407 | 颅颌面外伤固定系统 | 2.4mm*20mm接骨螺钉   | 206-2420 | 美国OsteoMed L.P. |      |
| KQ1408 | 颅颌面外伤固定系统 | 2.4mm*20mm锁定接骨螺钉 | 206-0220 | 美国OsteoMed L.P. |      |
| KQ1409 | 颅颌面外伤固定系统 | 2.4mm*22mm接骨螺钉   | 206-2422 | 美国OsteoMed L.P. |      |
| KQ1410 | 颅颌面外伤固定系统 | 2.4mm*22mm锁定接骨螺钉 | 206-0222 | 美国OsteoMed L.P. |      |
| KQ1411 | 颅颌面外伤固定系统 | 2.4mm*4mm接骨螺钉    | 206-2404 | 美国OsteoMed L.P. |      |

| 流水号    | 产品名称                                    | 产品规格                                                                         | 产品型号                                                  | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ1412 | 颅颌面外伤固定系统                               | 2.4mm*5mm接骨螺钉                                                                | 206-2405                                              | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ1413 | 颅颌面外伤固定系统                               | 2.4mm*6mm接骨螺钉                                                                | 206-2406                                              | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ1414 | 颅颌面外伤固定系统                               | 2.4mm*6mm锁定接骨螺钉                                                              | 206-0206                                              | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ1415 | 颅颌面外伤固定系统                               | 2.4mm*8mm接骨螺钉                                                                | 206-2408                                              | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ1416 | 颅颌面外伤固定系统                               | 2.4mm*8mm锁定接骨螺钉                                                              | 206-0208                                              | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ1446 | 圆锥形角度基台                                 | 2.5*4.8*18\$3.5*4.8*18                                                       | OPAC022\$OPAC032                                      | 法国Anthogyr S.A.S                                          |      |
| KQ1449 | 全颞下颌关节置换系统（下颌骨部件配套螺钉，Ti6Al4V） / 91-2710 | 2.7*10mm，1颗 / 包                                                              | 91-2710                                               | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| KQ1450 | 全颞下颌关节置换系统（下颌骨部件配套螺钉，Ti6Al4V） / 95-2710 | 2.7*10mm，5颗 / 包                                                              | 95-2710                                               | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| KQ1452 | 全颞下颌关节置换系统（下颌骨部件配套螺钉，Ti6Al4V） / 91-2712 | 2.7*12mm，1颗 / 包                                                              | 91-2712                                               | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| KQ1453 | 全颞下颌关节置换系统（下颌骨部件配套螺钉，Ti6Al4V） / 95-2712 | 2.7*12mm，5颗 / 包                                                              | 95-2712                                               | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| KQ1457 | 2.7mm应急锁定螺钉                             | 2.7*5mm\$2.7*8mm\$2.7*10mm\$2.7*12mm\$2.7*14mm\$2.7*16mm\$2.7*18mm\$2.7*20mm | 50-27505\$50-27508\$50-27510\$50-27512\$50-27514\$50- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1458 | 2.7mm应急螺钉                               | 2.7*5mm应急螺钉\$2.7*8mm应急螺钉\$2.7*10mm应急螺钉\$2.7*12mm应急螺钉\$2.7*14mm应              | 50-27405\$50-27408\$50-27410\$50-27412\$50-27414\$50- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号    | 产品名称                                    | 产品规格                                                                                               | 产品型号                                                                | 生产企业                         | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| KQ1460 | 全颞下颌关节置换系统（下颌骨部件配套螺钉，Ti6Al4V） / 91-2708 | 2.7*8mm，1颗 / 包                                                                                     | 91-2708                                                             | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1461 | 全颞下颌关节置换系统（下颌骨部件配套螺钉，Ti6Al4V） / 95-2708 | 2.7*8mm，5颗 / 包                                                                                     | 95-2708                                                             | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1463 | 导向钻                                     | 2.7 / 3.5\$3.4 / 4.2\$4.2 / 5.0                                                                    | INFE0SS35\$INFE0SS42\$INFE0SS50                                     | 法国Anthogyr S. A. S           |      |
| KQ1464 | 麻花钻                                     | 2.75*12\$2.75*20\$3.0*12\$3.0*20\$3.25*12\$3.25*20\$3.5*12\$3.5*20\$3.75*12\$3.75*20\$4.0*12\$     | INFA27120\$INFA27200\$INFA30120\$INFA30200\$INFA32120\$INFA32200\$  | 法国Anthogyr S. A. S           |      |
| KQ1502 | Axiom种植体                                | 2.8*10\$2.8*12\$2.8*14                                                                             | OP28100\$OP28120\$OP28140                                           | 法国Anthogyr S. A. S           |      |
| KQ1503 | 愈合螺丝                                    | 2.8*H2\$2.8*H4\$2.8*H5\$3.4*H1\$3.4*H2\$3.4*H3\$3.4*H4\$4.0*H0\$4.0*H1\$4.0*H2\$4.0*H3\$4.0*H4\$5. | OPHS220\$OPHS240\$OPHS250\$OPHS310\$OPHS320\$OPHS330\$OPHS340\$OPHS | 法国Anthogyr S. A. S           |      |
| KQ1504 | 攻丝钻                                     | 2.9*15\$2.9*20\$3.5*15\$3.5*20\$4.1*15\$4.1*20\$4.7*15\$4.7*20                                     | OPFE29150\$OPFE29200\$OPFE35150\$OPFE35200\$OPFE41150\$OPFE41200\$  | 法国Anthogyr S. A. S           |      |
| KQ1505 | 格鲁玛酸蚀剂                                  | 20%通用型\$35%釉质型                                                                                     | 20%通用型\$35%釉质型                                                      | 贺利氏古莎齿科有限公司                  |      |
| KQ1513 | 佳洁素口腔黏膜消毒液                              | 200ml / 瓶                                                                                          | 无                                                                   | 山东利尔康消毒科技股份有限公司              |      |
| KQ1531 | 聚羧酸水门汀                                  | 20g / 瓶*3瓶                                                                                         | 普通粉（Powder）38236                                                    | 德国3M ESPE AG                 |      |
| KQ1532 | 氟防龋材料                                   | 20g / 瓶，1瓶 / 盒                                                                                     | 20g                                                                 | 南宁加加诺科技有限公司                  |      |
| KQ1535 | 诺华敏生物活性玻璃健齿膏（商品名：诺华敏）                   | 20g=20ml                                                                                           | 20g                                                                 | 武汉诺华敏生物科技有限公司                |      |

| 流水号    | 产品名称                        | 产品规格                                                                     | 产品型号                                           | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ1536 | 颅颌面外伤固定系统                   | 20mm, 90度L型右接骨板                                                          | 210-0003                                       | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ1537 | 颅颌面外伤固定系统                   | 20mm, Z型右接骨板                                                             | 210-0024                                       | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ1538 | 颅颌面外伤固定系统                   | 20mm, Z型左接骨板                                                             | 210-0026                                       | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ1539 | 20mm钛片盖                     | 20mm可塑钛片盖带柄厚度0.5mm                                                       | 55-06371                                       | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1540 | 齿科咬合纸                       | 20本 / 盒                                                                  | 蓝色                                             | 上海青浦齿科材料厂                                                 |      |
| KQ1541 | 预成角基台                       | 20度, 用于Screw-Vent种植体, 4.5mm直径\$0度, 用于Screw-Vent种植体, 5.5mm直径              | AH20 / 4\$AH20\$AH20W\$AH20W / 5               | 美国Zimmer Dental, Inc.                                     |      |
| KQ1542 | 成角基台                        | 20度, 用于内六方接口                                                             | SPH20\$0PH20                                   | 美国Zimmer Dental, Inc.                                     |      |
| KQ1543 | 自粘接树脂粘固剂 (商品名: RelyXUnicem) | 20个                                                                      | RelyXUnicemMaxicapA2 透明色 \$RelyXUnicemMaxicapA | 德国3M Deutschland GmbH                                     |      |
| KQ1544 | 20孔直形可塑钛板                   | 20孔, 直形, 厚度0.55mm                                                        | 55-04720                                       | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1547 | 不锈钢K型扩大针                    | 21mm006 (粉色) \$21mm008 (灰色) \$21mm010 (紫色) \$21mm015 (白色) \$21mm020 (黄色) | K-ReamersK型扩大针                                 | 德国VDWGmbH                                                 |      |
| KQ1548 | 不锈钢K型锉                      | 21mm006 (粉色) \$21mm008 (灰色) \$21mm010 (紫色) \$21mm12.5 (浅褐色) \$21mm015    | K-FilesK型锉                                     | 德国VDWGmbH                                                 |      |
| KQ1549 | 不锈钢H型锉                      | 21mm008 (灰色) \$21mm010 (紫色) \$21mm015 (白色) \$21mm020 (黄色) \$21mm025 (红色) | HedstroemFiles (H-Files) H型锉                   | 德国VDWGmbH                                                 |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                                                                         | 产品型号                | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ1550 | 不锈钢F型弹性锉            | 21mm015（白色）21mm020（黄色）21mm025（红色）21mm030（蓝色）21mm035（绿色）                      | Flexicut-FilesF弹性锉  | 德国VDWGmbH                                                 |      |
| KQ1551 | BarbedBroaches倒钩拔髓针 | 21mmXXXXF / 0（020）（紫色）<br>\$21mmXXXXF / 1（025）（白色）<br>\$21mmXXF / 2（030）（黄色） | BarbedBroaches倒钩拔髓针 | 德国VDWGmbH                                                 |      |
| KQ1557 | 颅颌面外伤固定系统           | 22mm, L型左接骨板\$22mm, L型右接骨板                                                   | 213-0104            | 美国OsteoMed L. P.                                          |      |
| KQ1558 | 颅颌面外伤固定系统           | 22mm, T型接骨板                                                                  | 210-0036            | 美国OsteoMed L. P.                                          |      |
| KQ1560 | 颅颌面外伤固定系统           | 23mm, L型右接骨板                                                                 | 210-0014            | 美国OsteoMed L. P.                                          |      |
| KQ1561 | 颅颌面外伤固定系统           | 23mm, L型左接骨板                                                                 | 210-0016            | 美国OsteoMed L. P.                                          |      |
| KQ1562 | 颅颌面外伤固定系统           | 24mm, 4孔直型接骨板                                                                | 210-0030            | 美国OsteoMed L. P.                                          |      |
| KQ1563 | 24孔直形可塑钛板           | 24孔, 直形, 厚度0.55mm                                                            | 55-04724            | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1564 | 24孔直形钛板             | 24孔, 直形, 无横联, 厚度0.6mm                                                        | 55-06724            | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1565 | 24孔直板               | 24孔标准直形钛板厚度0.6mm                                                             | 55-06224            | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1566 | 24孔高密度直板            | 24孔高密度可塑直板厚度0.5mm                                                            | 55-04424            | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1567 | 机用根管药物输送针           | 25#规格; 长度:21mm规格\$25#规格; 长度:25mm规格\$30#规格; 长度:21mm规格\$30#规格; 长               | PASTECARRIERS       | 日本Mani, Inc.（马尼株式会社）日本マニー株式会社                             |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格                                                            | 产品型号                      | 生产企业                      | 挂网企业 |
|--------|------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------|
| KQ1568 | 可吸收生物膜     | 25*25MM                                                         | Bio_Gide                  | 瑞士Geistlich Pharma AG     |      |
| KQ1569 | 牙科模型蜡      | 250g / 盒                                                        | 软蜡                        | 上海青浦齿科材料厂                 |      |
| KQ1575 | 口腔冲洗器      | 25ml                                                            | 医用高分子材料及制品                | 云南子蓬科技有限公司                |      |
| KQ1578 | 垂直加压针      | 25mm015（白色）\$25mm020（黄色）\$25mm025（红色）\$25mm030（蓝色）\$25mm035（绿色） | FingerPlugger垂直加压针        | 德国VDWGmbH                 |      |
| KQ1579 | 不锈钢侧方加压针   | 25mm015（白色）\$25mm020（黄色）\$25mm025（红色）\$25mm030（蓝色）\$25mm035（绿色） | FingerSpreader侧方加压针       | 德国VDWGmbH                 |      |
| KQ1580 | 镍钛侧方加压针    | 25mm015（白色）\$25mm020（黄色）\$25mm025（红色）\$25mm030（蓝色）\$25mm035（绿色） | NiTiFingerSpreader镍钛侧方加压针 | 德国VDWGmbH                 |      |
| KQ1581 | Machtou加压针 | 25mm050-060（红色）\$25mm080-100（灰色）                                | MachtouPluggerMachtou加压针  | 德国VDWGmbH                 |      |
| KQ1584 | 颅颌面外伤固定系统  | 26mm, L型右接骨板                                                    | 214-0098                  | 美国OsteoMed L. P.          |      |
| KQ1585 | 颅颌面外伤固定系统  | 26mm, L型左接骨板                                                    | 214-0097                  | 美国OsteoMed L. P.          |      |
| KQ1586 | 颅颌面外伤固定系统  | 26mm, Y型接骨板                                                     | 210-0018                  | 美国OsteoMed L. P.          |      |
| KQ1596 | 光固化树脂      | 28g / 支                                                         | A1\$A2\$A3\$A3.5\$B1\$B2  | 墨西哥Conamco S. A. de C. V. |      |
| KQ1598 | 颅颌面外伤固定系统  | 28mm, 4孔接骨板                                                     | 214-0058                  | 美国OsteoMed L. P.          |      |



| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                | 产品型号                                                   | 生产企业                                   | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| KQ1605 | 正畸金属托槽（舌侧2D）                          | 2D舌侧自锁托槽            | 706-0889\$706-0900\$706-0881\$706-0885\$706-0882\$706- | 德国Bernhard Forster GmbH                |      |
| KQ1606 | 3MTransbondXT光固化粘接剂                   | 2g / 支，2支 / 套       | 712-035                                                | 美国3M UNITEK CORPORATION                |      |
| KQ1607 | 3MLV低稠度光固化粘结剂                         | 2g / 支，2支 / 套       | 712-046                                                | 美国3M UNITEK CORPORATION                |      |
| KQ1608 | 3MTransbondXT光固化粘接剂                   | 2g / 支，2支 / 套       | 712-066                                                | 美国3M UNITEK CORPORATION                |      |
| KQ1609 | 3MTransbondXT光固化粘接剂                   | 2g / 支，4支 / 套       | 712-036                                                | 美国3M UNITEK CORPORATION                |      |
| KQ1611 | 窝沟封闭剂                                 | 2ml / 支             | 2ml / 支                                                | 墨西哥Conamco S.A. de C.V.                |      |
| KQ1613 | 麻花钻                                   | 2mm                 | 31033022                                               | 德国DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH |      |
| KQ1614 | 颅颌面外伤固定系统                             | 2mm颞接骨板             | 210-0041                                               | 美国OsteoMed L.P.                        |      |
| KQ1615 | 光固化窝沟封闭剂（菲苏茵）                         | 2x3ml / 支           | 1082                                                   | 德国 Voco GmbH                           |      |
| KQ1620 | 氢氧化钙糊剂（商品名：ApexCal）                   | 2支*2.5g / 套         | Refill                                                 | 列支敦士登Ivoclar Vivadent AG               |      |
| KQ1624 | 根管封闭材料（商品名：Apexitplus）                | 2支*6g / 套           | Refill                                                 | 列支敦士登Ivoclar Vivadent AG               |      |
| KQ1628 | 硅橡胶印模材料（商品名：3MESPEImprintTMII硅橡胶印模材料） | 2支300ml本剂，2支60ml催化剂 | ImprintTMII PentaTM硅橡胶印模材料-机混重体型9371P                  | 美国3M ESPE Dental Products              |      |

| 流水号    | 产品名称                                           | 产品规格                                                     | 产品型号                      | 生产企业                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| KQ1630 | 临时冠桥树脂材料                                       | 2支本剂（28g / 支）；1对催化<br>剂I+II，4.8g（2.4g / 支）；1<br>支配套用输送器； | Protemp II 临时冠桥树<br>脂材料A1 | 德国3M ESPE AG                                                 |      |
| KQ1631 | 牙科聚合物基充填修复材料                                   | II 类I组                                                   | A1\$A2\$A3\$A3.5\$A4      | 北京安泰生物医用材料有限公司                                               |      |
| KQ1632 | 牙科聚合物基充填修复材料                                   | II 类I组                                                   | B1\$B2\$B3\$B4            | 北京安泰生物医用材料有限公司                                               |      |
| KQ1633 | 牙科聚合物基充填修复材料                                   | II 类I组                                                   | C1\$C2\$C3\$C4            | 北京安泰生物医用材料有限公司                                               |      |
| KQ1634 | 牙科聚合物基充填修复材料                                   | II 类I组                                                   | D2\$D3\$D4                | 北京安泰生物医用材料有限公司                                               |      |
| KQ1638 | 3*2孔三维钛板                                       | 3*2孔，方形，厚度1.0mm                                          | 55-10532                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| KQ1639 | 颅颌面外伤固定系统                                      | 3*2孔L型右接骨板                                               | 210-1010                  | 美国OsteoMed L.P.                                              |      |
| KQ1640 | 颅颌面外伤固定系统                                      | 3*2孔L型左接骨板                                               | 210-1012                  | 美国OsteoMed L.P.                                              |      |
| KQ1641 | 3*2双正方形三维板                                     | 3*2双正方形三维板厚度0.6mm                                        | 55-06320                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| KQ1642 | 粘接剂预置自锁托槽APCII                                 | 3，4，5带钩0.022槽沟                                           | 3004-122                  | 美国3M UNITEK CORPORATION                                      |      |
| KQ1643 | 粘接剂预置自锁托槽APCPLUS                               | 3，4，5带钩0.022槽沟                                           | 5004-122                  | 美国3M UNITEK CORPORATION                                      |      |
| KQ1644 | 全颞下颌关节置换系统（下<br>颌骨部件配套螺钉，<br>Ti6Al4V）/ 99-9950 | 3.2*10mm，1颗 / 包                                          | 99-9950                   | 美国Biomet Microfixation, Inc.                                 |      |

| 流水号    | 产品名称                                    | 产品规格                                                                                             | 产品型号                                                                       | 生产企业                         | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| KQ1645 | 全颞下颌关节置换系统（下颌骨部件配套螺钉，Ti6Al4V / 01-9950  | 3.2*10mm，5颗 / 包                                                                                  | 01-9950                                                                    | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1646 | 全颞下颌关节置换系统（下颌骨部件配套螺钉，Ti6Al4V） / 99-9948 | 3.2*8mm，1颗 / 包                                                                                   | 99-9948                                                                    | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1647 | 全颞下颌关节置换系统（下颌骨部件配套螺钉，Ti6Al4V） / 01-9948 | 3.2*8mm，5颗 / 包                                                                                   | 01-9948                                                                    | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1648 | 17度预成角Spline基台                          | 3.25，4.5，1mm\$3.25，4.5，3mm                                                                       | 1730\$1731                                                                 | 美国Zimmer Dental, Inc.        |      |
| KQ1649 | 替换用愈合螺钉                                 | 3.25\$3.75\$4.0\$5.0                                                                             | 1500\$1501\$1502                                                           | 美国Zimmer Dental, Inc.        |      |
| KQ1651 | 美学角度基台                                  | 3.4*15° *H1\$3.4*15° *H3\$4.0*15° *H1\$4.0*15° *H3\$5.0*15° *H1\$5.0*15° *H3\$4.0*1.5*7° \$      | OPAT311\$OPAT331\$OPAT411\$OPAT431\$OPAT511\$OPAT531\$OPAT41-              | 法国Anthogyr S. A. S           |      |
| KQ1652 | Axiom种植体                                | 3.4*8\$3.4*10\$3.4*12\$3.4*14\$4.0*6.5\$4.0*8\$4.0*10\$4.0*12\$4.0*14\$4.6*6.5\$4.0*8\$4.0*10\$4 | OP34080\$OP34100\$OP34120\$OP34140\$OP40060\$OP40080\$OP40100\$OP40        | 法国Anthogyr S. A. S           |      |
| KQ1653 | 临时基台                                    | 3.4*H1\$3.4*H2\$3.4*H3\$4.0*H1\$4.0*H2\$4.0*H3\$5.0*H1\$5.0*H2\$5.0*H3\$6.0*H1\$6.0*H2\$6.0*H3   | OPTP310\$OPTP320\$OPTP330\$OPTP410\$OPTP420\$OPTP430\$OPTP510\$OPTP        | 法国Anthogyr S. A. S           |      |
| KQ1654 | 直基台                                     | 3.4*H1*H4\$3.4*H1*H6\$3.4*H2*H4\$3.4*H2*H6\$3.4*H3*H4\$3.4*H3*H6\$4.0*H1*H4\$4.0*H1*H6\$4.0*     | OPST314\$OPST316\$OPST324\$OPST326\$OPST334\$OPST336\$OPST414\$OPST        | 法国Anthogyr S. A. S           |      |
| KQ1655 | 基台代型                                    | 3.4*H4\$3.4*H6\$4.0*H4\$4.0*H6\$5.0*H4\$5.0*H6\$6.0*H4\$6.0*H6                                   | OPSA304\$OPSA306\$OPSA404\$OPSA406\$OPSA504\$OPSA506\$OPSA604\$OPSA        | 法国Anthogyr S. A. S           |      |
| KQ1656 | Certain内连接种植体EP开口转移杆                    | 3.4mm (D) *3.4 (P) \$3.4mm (D) *3.8 (P) \$4.1mm (D) *4.1 (P) \$4.1mm (D) *5 (P)                  | IMIC30\$IMIC33\$IIIC41\$IIIC42\$IIIC12\$IIIC60\$IIIC75\$IWIP50\$IWIP55\$IW | 美国Biomet 3i                  |      |
| KQ1657 | 技工用CERTAIN内连接种植体替代体                     | 3.4MM (D) \$4.1MM (D) \$5MM (D) \$6MM (D)                                                        | IMMILA\$ IILA20\$ IILAW5\$ IILAW6                                          | 美国Biomet 3i                  |      |

| 流水号    | 产品名称         | 产品规格                                                                                            | 产品型号                                                                 | 生产企业                         | 挂网企业 |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| KQ1658 | 根型钻          | 3.5*08\$3.5*10\$3.5*11.5\$3.5*13\$3.5*15\$4.0*08\$4.0*10\$4.0*22.5\$4.0*13\$4.0*15\$5.0*08\$5.0 | INFC35080\$INFC35100\$INFC35115\$INFC35130\$INFC35150\$INFC40080\$   | 法国Anthogyr S. A. S           |      |
| KQ1659 | 直基台          | 3.5*1\$3.5*2\$4.0*1\$4.0*2\$5.0*1\$5.0*2                                                        | OITI009\$OITI010\$OITI012\$OITI013\$OITI015\$OITI016                 | 法国Anthogyr S. A. S           |      |
| KQ1660 | 攻丝钻          | 3.5*15\$3.75*15\$4.0*15\$5.0*13\$3.5\$4.0\$5.03.5*15\$4.2*15\$5.0*133.4\$4.0\$4.6\$5.2          | INTA35150\$INTA37150\$INTA40150\$INTA50130\$INTC35\$INTC40\$INTC50\$ | 法国Anthogyr S. A. S           |      |
| KQ1661 | 短基台          | 3.5*4.5*1.0\$3.5*4.5*2.0                                                                        | SA341\$SA342                                                         | 美国Zimmer Dental, Inc.        |      |
| KQ1662 | Hex-Lock美学基台 | 3.5*4.5mm, 1mm袖口<br>\$3.5*4.5mm, 1mm袖口, 成角<br>\$3.5*4.5mm, 2mm袖口, 成角                            | ZOA341S\$ZOA341A\$ZOA342A\$ZOA342S\$ZOA343S                          | 美国Zimmer Dental, Inc.        |      |
| KQ1663 | 颈部成型钻        | 3.5-3\$4.0-3.5\$5.0-4.0                                                                         | INFE0I3530\$INFE0I4035\$INFE0I5040\$                                 | 法国Anthogyr S. A. S           |      |
| KQ1665 | 球基台          | 3.5mm, 2mm\$3.5mm, 4mm\$3.5mm, 6mm                                                              | BAC2\$BAC4\$BAC6                                                     | 美国Zimmer Dental, Inc.        |      |
| KQ1666 | Hex-Lock基台   | 3.5mm六方接口                                                                                       | HLA3\$HLA4                                                           | 美国Zimmer Dental, Inc.        |      |
| KQ1668 | 可吸收生物膜       | 30*40mm                                                                                         | Bio_Gide                                                             | 瑞士Geistlich Pharma AG        |      |
| KQ1674 | 牙科铸造蜡        | 300g, yellow\$300g, grey\$Duro-Dip:300g, yellow\$Duro-Dip:300g, Green                           | 软蜡                                                                   | 德国aldenteDentalprodukteGmbH: |      |
| KQ1680 | 亲水加聚型硅橡胶印模材料 | 300ml本剂, 60ml催化剂                                                                                | 1型印模材机混重体型ExpressTMXTPentaTMH36891                                   | 德国3M ESPE AG                 |      |
| KQ1682 | 亲水暂封材        | 30g / 罐                                                                                         | 白色\$粉色                                                               | 日本而至陶齿工业株式会社                 |      |

| 流水号    | 产品名称                 | 产品规格                | 产品型号                                      | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|----------------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ1683 | 氟防龋材料                | 30g / 瓶, 1瓶 / 盒     | 30g                                       | 南宁加加诺科技有限公司                                               |      |
| KQ1689 | 30孔直板                | 30孔直板厚度0.8mm        | 55-08510                                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1691 | 罗斯联翼陶瓷托槽             | 3-3 / 0.022有钩       | 2883-037                                  | 美国MaselEnterprise                                         |      |
| KQ1694 | 颅颌面外伤固定系统            | 33mm, 4孔半压型下颌骨骨折接骨板 | 214-0051                                  | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ1697 | 美龙玻璃离子体冠桥粘固剂 (Meron) | 35g粉, 15ml液         | 1086                                      | 德国 Voco GmbH                                              |      |
| KQ1699 | 佳洁素口腔黏膜消毒液           | 35ml / 瓶            | 无                                         | 山东利尔康消毒科技股份有限公司                                           |      |
| KQ1720 | 弹性体印模材料              | 380ml / 筒           | VariotimeEasyPutty\$VariotimeDynamixPutty | 德国Heraeus Kulzer GmbH                                     |      |
| KQ1721 | 颅颌面外伤固定系统            | 38mm, 4孔半压型下颌骨骨折接骨板 | 214-0053                                  | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ1736 | 牙本质封闭剂               | 3ml / 盒             | 3ml / 盒                                   | 墨西哥Conamco S.A.de C.V.                                    |      |
| KQ1737 | 粘结剂                  | 3ml / 瓶             | 3ml / 瓶                                   | 上海二医张江生物材料有限公司                                            |      |
| KQ1738 | 齿科粘接剂                | /                   | 3毫升/瓶\$5毫升/瓶                              | 贺利氏古莎齿科有限公司                                               |      |
| KQ1739 | 齿科酸蚀剂                | 3ml / 支             | DenFil                                    | 韩国Vericom Co., Ltd                                        |      |

| 流水号    | 产品名称           | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                                | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ1741 | 球钻             | 3mm                                                                                         | 31033010                                                            | 德国DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH                    |      |
| KQ1742 | 锥形基台           | 3mm                                                                                         | AVACT3                                                              | 美国Zimmer Dental, Inc.                                     |      |
| KQ1744 | 3mm延长螺钉        | 3mm, 用于内六方接口                                                                                | HLTE                                                                | 美国Zimmer Dental, Inc.                                     |      |
| KQ1745 | 颅颌面外伤固定系统      | 3mm颞接骨板                                                                                     | 210-0043                                                            | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ1748 | 牙科石膏           | 3型                                                                                          | 3型:牙科模型人造石                                                          | 石家庄鑫尔乐医疗器械有限公司                                            |      |
| KQ1761 | 标准钛质基台         | 4*1.5*15° \$4*2.5*15° \$4*3.5*15° \$5*1.5*15° \$5*2.5*15° \$5*3.5*15° \$4*2.5*23° \$5*2.5*2 | OPST416-15\$OPST426-15\$OPST436-15\$OPST516-                        | 法国Anthogyr S.A.S                                          |      |
| KQ1762 | 4*2孔三维钛板       | 4*2孔, 方形, 厚度1.0mm                                                                           | 55-10542                                                            | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1763 | 美学基台           | 4.0*0.75\$4.0*H1\$4.0*H3\$5.0*H1\$5.0*H3                                                    | OPAT400\$OPAT410\$OPAT430\$OPAT510\$OPAT530                         | 法国Anthogyr S.A.S                                          |      |
| KQ1764 | 全瓷美学基台         | 4.0*0° *H1\$4.0*15° *H1\$5.0*0° *H1\$5.0*15° *H1                                            | OPAZ410\$OPAZ411\$OPAZ510\$OPAZ511                                  | 法国Anthogyr S.A.S                                          |      |
| KQ1765 | 圆锥基台           | 4.0*1.0\$3.5*1.0\$4.0*3.0\$3.5*3.0\$4.0*5.0\$3.5*5.0\$5.0*1.0\$5.0*3.0\$5.0*5.0             | OIC0001\$OIC0002\$OIC0003\$OIC0004\$OIC0005\$OIC0006\$OIC0019\$OIC0 | 法国Anthogyr S.A.S                                          |      |
| KQ1766 | 17度预成角Spline基台 | 4.0, 4.5, 1mm\$4.0, 4.5, 3mm                                                                | 1732\$1733                                                          | 美国Zimmer Dental, Inc.                                     |      |
| KQ1767 | 光固化树脂          | 4.0g / 支                                                                                    | A1\$A2\$A3\$A3.5\$B1\$B2                                            | 墨西哥Conamco S.A. de C.V.                                   |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                                                          | 产品型号                                                              | 生产企业                   | 挂网企业 |
|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| KQ1768 | Certain内连接种植体EP闭口转移杆   | 4.1mm (D) *4.1 (P) \$4.1mm (D) *5 (P) \$4.1mm (D) *6 (P) \$4.1mm (D) *7.5 (P) | IIIC44\$IIIC45\$IIIC46\$IWIT50\$IWIT55\$IWIT56\$IWIT57\$IWIT60\$I | 美国Biomet 3i            |      |
| KQ1769 | Hex-Lock美学基台           | 4.5*4.5mm, 1mm袖口, 成角<br>\$4.5*4.5mm, 1mm袖口<br>\$4.5*4.5mm, 2mm袖口, 成角          | ZOA441A\$ZOA441S\$ZOA442A\$ZOA442S\$ZOA443S                       | 美国Zimmer Dental, Inc.  |      |
| KQ1770 | 短基台                    | 4.5*5.5*1.0\$4.5*5.5*2.0                                                      | SA451\$SA452                                                      | 美国Zimmer Dental, Inc.  |      |
| KQ1771 | Hex-Lock美学基台           | 4.5*5.5mm, 1mm袖口, 成角<br>\$4.5*5.5mm, 1mm袖口<br>\$4.5*5.5mm, 2mm袖口, 成角          | ZOA451A\$ZOA451S\$ZOA452A\$ZOA452S\$ZOA453S                       | 美国Zimmer Dental, Inc.  |      |
| KQ1772 | 复合树脂 (商品名:Fulfilextra) | 4.5g / 支                                                                      | A1\$A2\$A3\$A3.5                                                  | 德国DENTSPLY Detrey GmbH |      |
| KQ1774 | 球基台                    | 4.5mm, 2mm\$4.5mm, 4mm\$4.5mm, 6mm                                            | BACW2\$BACW4\$BACW6                                               | 美国Zimmer Dental, Inc.  |      |
| KQ1775 | Hex-Lock基台             | 4.5mm六方接口, 宽\$4.5mm直径穿龈外形                                                     | HLA4 / 4\$AVHL / 4                                                | 美国Zimmer Dental, Inc.  |      |
| KQ1776 | 圆锥形直基台                 | 4.8\$6.5                                                                      | OSC0001\$OSC0002                                                  | 法国Anthogyr S. A. S     |      |
| KQ1777 | 直基台                    | 4.8\$6.5                                                                      | OSTI041\$OSTI042                                                  | 法国Anthogyr S. A. S     |      |
| KQ1778 | 取模工具                   | 4.8*10、1\$6.5*10、1\$4.8*11、1\$6.5*11、1\$4.8*10\$6.5*10                        | OSTR001\$OSTR002\$OSTR003\$OSTR005\$OSTR006\$OSTR007\$            | 法国Anthogyr S. A. S     |      |
| KQ1779 | 直基台                    | 4.8*4.0*N1\$4.8*5.5*N2\$4.8*7.0*N3\$6.5*4.0*N4\$6.5*5.5*N5                    | OSTI019\$OSTI020\$OSTI021\$OSTI022\$OSTI023\$                     | 法国Anthogyr S. A. S     |      |
| KQ1792 | 球基台                    | 4.8mm直径平台, 1.6mm袖口<br>\$4.8mm直径平台, 3mm袖口                                      | OPBA\$OPBA3                                                       | 美国Zimmer Dental, Inc.  |      |

| 流水号    | 产品名称                                     | 产品规格            | 产品型号                              | 生产企业                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------|------|
| KQ1793 | 锥形基台                                     | 4.8mm直径平台，3mm袖口 | OPACT3                            | 美国Zimmer Dental, Inc.        |      |
| KQ1800 | 氟防龋材料                                    | 40g / 瓶，1瓶 / 盒  | 40g                               | 南宁加加诺科技有限公司                  |      |
| KQ1801 | 聚羧酸水门汀                                   | 40ml            | 通用液<br>(Universalliquid)<br>38216 | 德国3M ESPE AG                 |      |
| KQ1802 | 颅颌面外伤固定系统                                | 40mm，6孔接骨板      | 214-0059                          | 美国OsteoMed L. P.             |      |
| KQ1805 | 颅颌面外伤固定系统                                | 40孔直型接骨板        | 210-0050                          | 美国OsteoMed L. P.             |      |
| KQ1815 | 齿科硅橡胶印模材                                 | 450ml / 670g    | SoftPutty                         | 德国DENTSPLY Detrey GmbH       |      |
| KQ1816 | 齿科藻酸盐印模材料                                | 450克 / 包        | KROMOPAN100                       | 意大利LASCODS. P. A             |      |
| KQ1819 | 诺华敏生物活性玻璃健齿膏<br>(商品名: 诺华敏)               | 45g=45ml        | 45g                               | 武汉诺华敏生物科技有限公司                |      |
| KQ1820 | 全颞下颌关节置换系统 (窄型, 右侧, CoCoMo) / 01-6545    | 45mm*3.2mm      | 01-6545                           | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1821 | 全颞下颌关节置换系统 (窄型, 右侧, Ti6Al4V) / 01-6545TI | 45mm*3.2mm      | 01-6545TI                         | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1822 | 全颞下颌关节置换系统 (窄型, 左侧, CoCoMo) / 01-6546    | 45mm*3.2mm      | 01-6546                           | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1823 | 全颞下颌关节置换系统 (窄型, 左侧, Ti6Al4V) / 01-6546TI | 45mm*3.2mm      | 01-6546TI                         | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                                    | 产品规格               | 产品型号                                                               | 生产企业                         | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| KQ1824 | 全颞下颌关节置换系统（标准型，右侧，CoCoMo） / 24-6545     | 45mm*3.2mm         | 24-6545                                                            | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1825 | 全颞下颌关节置换系统（标准型，右侧，Ti6Al4V） / 24-6545TI  | 45mm*3.2mm         | 24-6545TI                                                          | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1826 | 全颞下颌关节置换系统（标准型，左侧，CoCoMo） / 24-6546     | 45mm*3.2mm         | 24-6546                                                            | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1827 | 全颞下颌关节置换系统（标准型，左侧，Ti6Al4V） / 24-6546TI  | 45mm*3.2mm         | 24-6546TI                                                          | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1828 | 全颞下颌关节置换系统（非标准型，右侧，CoCoMo） / 24-6645    | 45mm*3.2mm         | 24-6645                                                            | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1829 | 全颞下颌关节置换系统（非标准型，右侧，Ti6Al4V） / 24-6645TI | 45mm*3.2mm         | 24-6645TI                                                          | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1830 | 全颞下颌关节置换系统（非标准型，左侧，CoCoMo） / 24-6646    | 45mm*3.2mm         | 24-6646                                                            | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1831 | 全颞下颌关节置换系统（非标准型，左侧，Ti6Al4V） / 24-6646TI | 45mm*3.2mm         | 24-6646TI                                                          | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1834 | 颅颌面外伤固定系统                               | 48mm，6孔半压型下颌骨骨折接骨板 | 214-0052                                                           | 美国OsteoMed L.P.              |      |
| KQ1841 | Grandio光固化充填树脂                          | 4g / 支             | A1\$A2\$A3\$A3.5\$A4\$B2\$B3\$C2\$C3\$I\$D3\$OA2\$OA3.5\$BL        | 德国 Voco GmbH                 |      |
| KQ1844 | 复合树脂充填材料                                | 4g / 支             | Shade:A1\$Shade:A2\$Shade:A3\$Shade:A3.5\$Shade:A4\$Shade:B1\$Shad | 德国Heraeus Kulzer GmbH        |      |
| KQ1847 | 颅颌面外伤固定系统                               | 4mm颞接骨板            | 210-0040                                                           | 美国OsteoMed L.P.              |      |

| 流水号    | 产品名称        | 产品规格                                                    | 产品型号                                                       | 生产企业                                                         | 挂网企业 |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| KQ1851 | 可吸收颅颌面固定板   | 4孔                                                      | 8531504S\$8531504S\$10<br>8532004S\$8532004S\$88<br>532404 | 芬兰ConMed Linvatec Biomaterials Ltd.                          |      |
| KQ1860 | 4孔Z形GSP钛板   | 4孔, Z形, 厚度0.6mm, 左侧,<br>大号\$4孔, Z形, 厚度0.6mm, 右<br>侧, 大号 | 55-07783\$55-07784                                         | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| KQ1861 | 4孔Z形GSP钛板   | 4孔, Z形, 厚度0.6mm, 左侧,<br>小号\$4孔, Z形, 厚度0.6mm, 右<br>侧, 小号 | 55-07781\$55-07782                                         | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| KQ1862 | 4孔Z形锁定钛板    | 4孔, Z形, 厚度0.8mm, 小号\$4<br>孔, Z形, 厚度0.8mm, 大号            | 55-05781\$55-05783                                         | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| KQ1863 | 4孔弧形钛板      | 4孔, 弧形, 带横联, 厚度0.6mm                                    | 55-06754                                                   | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| KQ1864 | 4孔弧形骨折钛板    | 4孔, 弧形, 带横联, 厚度1.5mm                                    | 55-15524                                                   | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| KQ1865 | 4孔直形微型钛板    | 4孔, 直形, 4mm横联, 厚度<br>1.0mm                              | 55-10505                                                   | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| KQ1866 | 4孔矢状劈直形锁定钛板 | 4孔, 直形, 6mm横联, 厚度<br>1.0mm                              | 55-10564                                                   | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| KQ1867 | 4孔直形微型钛板    | 4孔, 直形, 8mm横联, 厚度<br>1.0mm                              | 55-10503                                                   | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| KQ1868 | 4孔直形钛板      | 4孔, 直形, 带横联, 厚度0.6mm                                    | 55-06704                                                   | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| KQ1869 | 4孔直形骨折钛板    | 4孔, 直形, 带横联, 厚度1.5mm                                    | 55-15505                                                   | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| KQ1870 | 4孔直形微型钛板    | 4孔, 直形, 厚度1.0mm                                         | 55-10504                                                   | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |

| 流水号    | 产品名称              | 产品规格                      | 产品型号     | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-------------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ1871 | 4孔直形骨折钛板          | 4孔，直形，厚度1.5mm             | 55-15504 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1872 | 4孔加压直形钛板          | 4孔，直形，厚度1.5mm，配合2.0mm螺钉使用 | 55-15570 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1873 | 4孔加压直形钛板          | 4孔，直形，厚度1.5mm，配合2.3mm螺钉使用 | 55-15575 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1874 | 4孔90度L型板（右侧）      | 4孔90度L型板（右侧）厚度1.0mm       | 55-08230 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1875 | 4孔90度L型板（左侧）      | 4孔90度L型板（左侧）厚度1.0mm       | 55-08231 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1876 | 4孔90度L型板4mm横联（右侧） | 4孔90度L型板4mm横联（右侧）厚度1.0mm  | 55-08232 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1877 | 4孔90度L型板8mm横联（右侧） | 4孔90度L型板8mm横联（右侧）厚度1.0mm  | 55-08234 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1878 | 4孔90度L型板8mm横联（左侧） | 4孔90度L型板8mm横联（左侧）厚度1.0mm  | 55-08235 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1879 | 颅颌面外伤固定系统         | 4孔半压缩下颌骨折接骨板，2.0mm厚       | 214-0150 | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ1880 | 颅颌面外伤固定系统         | 4孔半压型下颌骨骨折接骨板             | 214-0050 | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ1881 | 4孔弯板              | 4孔标准弯板厚度0.6mm             | 55-06254 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1882 | 颅颌面外伤固定系统         | 4孔弯压力接骨板                  | 210-0105 | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                                              | 产品型号                      | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ1883 | 颅颌面外伤固定系统                  | 4孔压缩直型接骨板                                         | 210-0102                  | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ1884 | 颅颌面外伤固定系统                  | 4孔压缩直型接骨板                                         | 314-3004                  | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ1886 | 4孔直板带4mm横联                 | 4孔直板带4mm横联厚度1.0mm                                 | 55-08203                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1887 | 4孔直板带8mm横联                 | 4孔直板带8mm横联厚度1.0mm                                 | 55-08205                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1888 | 4孔直板带强化横联                  | 4孔直板带强化横联厚度1.0mm                                  | 55-10563                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1889 | 4孔直板                       | 4孔直板厚度1.0mm                                       | 55-08204                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1891 | 牙科石膏                       | 4型                                                | 4型:牙科高强度\$低膨胀代型人造石        | 石家庄鑫尔乐医疗器械有限公司                                            |      |
| KQ1892 | 光固化复合树脂（商品名：TetricN-Ceram） | 4支*3.5g / 盒（4支*3.5g树脂，1瓶6g粘结剂，1支2g酸蚀剂，50个小毛刷及比色板） | A2\$A3\$A3.5              | 列支敦士登Ivoclar Vivadent AG                                  |      |
| KQ1893 | 光固化复合树脂（商品名：TetricN-Ceram） | 4支*3.5g / 套（4支*3.5g树脂，1瓶6g一步自酸蚀粘结剂，50个小毛刷及比色板）    | A2\$A3\$A3.5              | 列支敦士登Ivoclar Vivadent AG                                  |      |
| KQ1901 | 临时基台                       | 5.0\$4.0\$3.5                                     | 0IC0023\$0IC0007\$0IC0008 | 法国Anthogyr S.A.S                                          |      |
| KQ1902 | 17度预成角Spline基台             | 5.0, 6.5, 1mm\$5.0, 6.5, 3mm                      | 1734\$1735                | 美国Zimmer Dental, Inc.                                     |      |
| KQ1905 | 短基台                        | 5.7*6.5*1.0\$5.7*6.5*2.0                          | SA561\$SA562              | 美国Zimmer Dental, Inc.                                     |      |

| 流水号    | 产品名称                                     | 产品规格                                                                 | 产品型号                                        | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ1906 | Hex-Lock美学基台                             | 5.7*6.5mm, 1mm袖口, 成角<br>\$5.7*6.5mm, 1mm袖口<br>\$5.7*6.5mm, 2mm袖口, 成角 | ZOA561A\$ZOA561S\$ZOA562A\$ZOA562S\$ZOA563S | 美国Zimmer Dental, Inc.                                     |      |
| KQ1907 | 球基台                                      | 5.7mm, 2mm\$5.7mm, 4mm                                               | BA5C2\$BA5C4                                | 美国Zimmer Dental, Inc.                                     |      |
| KQ1908 | 预成角基台                                    | 5.7mm种植体平台                                                           | A5H20                                       | 美国Zimmer Dental, Inc.                                     |      |
| KQ1909 | Hex-Lock预成角基台                            | 5.7mm种植体平台                                                           | A5H20\$A5H6                                 | 美国Zimmer Dental, Inc.                                     |      |
| KQ1910 | Hex-Lock基台                               | 5.7mm种植体平台                                                           | HLA4\$HLA6\$HLA5\$HLA6                      | 美国Zimmer Dental, Inc.                                     |      |
| KQ1911 | 5+17孔单侧下颌重建钛板                            | 5+17孔, 预弯, 厚度1.5mm, 左侧\$5+17孔, 预弯, 厚度1.5mm, 右侧                       | 55-15920\$55-15922                          | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ1946 | 聚羧酸锌水门汀 (Poly-FPlus)                     | 50g / 瓶Poly-FPlus                                                    | Poly-FPlus                                  | 德国DENTSPLY Detrey GmbH                                    |      |
| KQ1950 | 树脂水门汀                                    | 50ml / 盒                                                             | 无                                           | 美国Pulpdent Corporation                                    |      |
| KQ1955 | 加聚硅橡胶咬合记录材料                              | 50ml / 支*4支, 20个混合头                                                  | ImprintTMBite36850                          | 德国3M ESPE AG                                              |      |
| KQ1956 | 全颞下颌关节置换系统 (窄型, 右侧, CoCoMo) / 01-6550    | 50mm*3.2mm                                                           | 01-6550                                     | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| KQ1957 | 全颞下颌关节置换系统 (窄型, 右侧, Ti6Al4V) / 01-6550TI | 50mm*3.2mm                                                           | 01-6550TI                                   | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| KQ1958 | 全颞下颌关节置换系统 (窄型, 左侧, CoCoMo) / 01-6551    | 50mm*3.2mm                                                           | 01-6551                                     | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |

| 流水号    | 产品名称                                    | 产品规格          | 产品型号                                                 | 生产企业                         | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| KQ1959 | 全颞下颌关节置换系统（窄型，左侧，Ti6Al4V） / 01-6551TI   | 50mm*3.2mm    | 01-6551TI                                            | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1960 | 全颞下颌关节置换系统（标准型，右侧，CoCoMo） / 24-6550     | 50mm*3.2mm    | 24-6550                                              | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1961 | 全颞下颌关节置换系统（标准型，右侧，Ti6Al4V） / 24-6550TI  | 50mm*3.2mm    | 24-6550TI                                            | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1962 | 全颞下颌关节置换系统（标准型，左侧，CoCoMo） / 24-6551     | 50mm*3.2mm    | 24-6551                                              | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1963 | 全颞下颌关节置换系统（标准型，左侧，Ti6Al4V） / 24-6551TI  | 50mm*3.2mm    | 24-6551TI                                            | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1964 | 全颞下颌关节置换系统（非标准型，右侧，CoCoMo） / 24-6650    | 50mm*3.2mm    | 24-6650                                              | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1965 | 全颞下颌关节置换系统（非标准型，右侧，Ti6Al4V） / 24-6650TI | 50mm*3.2mm    | 24-6650TI                                            | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1966 | 全颞下颌关节置换系统（非标准型，左侧，CoCoMo） / 24-6651    | 50mm*3.2mm    | 24-6651                                              | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1967 | 全颞下颌关节置换系统（非标准型，左侧，Ti6Al4V） / 24-6651TI | 50mm*3.2mm    | 24-6651TI                                            | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| KQ1968 | 自粘接树脂粘固剂（商品名：RelyXUnicem）               | 50个           | RelyXUnicemAplicapA2<br>透明色<br>\$RelyXUnicemAplicapA | 德国3M Deutschland GmbH        |      |
| KQ2012 | 罗斯联翼陶瓷托槽                                | 5-5 / 0.022有钩 | 2883-0471                                            | 美国MaselEnterprise            |      |
| KQ2013 | Bravo2不锈钢托槽                             | 5-5 / 0.022有钩 | 4382-9021                                            | 美国MaselEnterprise            |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格          | 产品型号                     | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ2014 | Bravo2不锈钢托槽                            | 5-5 / 0.022有钩 | 4382-982                 | 美国MaselEnterprise                                         |      |
| KQ2015 | McLaughlin-bennet-Trevisi<br>不锈钢托槽     | 5-5 / 0.022有钩 | 4385-902                 | 美国MaselEnterprise                                         |      |
| KQ2016 | Titan9000联翼迷你托槽                        | 5-5 / 0.022有钩 | 4391-9021                | 美国MaselEnterprise                                         |      |
| KQ2017 | 4孔90度L型板4mm横联（左侧）                      | 55-08233      | 4孔90度L型板4mm横联（左侧）厚度1.0mm | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2018 | 全颞下颌关节置换系统（标准型，右侧，CoCoMo） / 24-6555    | 55mm*3.2mm    | 24-6555                  | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| KQ2019 | 全颞下颌关节置换系统（标准型，右侧，Ti6Al4V） / 24-6555TI | 55mm*3.2mm    | 24-6555TI                | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| KQ2020 | 全颞下颌关节置换系统（标准型，左侧，CoCoMo） / 24-6556    | 55mm*3.2mm    | 24-6556                  | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| KQ2021 | 全颞下颌关节置换系统（标准型，左侧，Ti6Al4V） / 24-6556TI | 55mm*3.2mm    | 24-6556TI                | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| KQ2026 | 根管润滑剂（FILE-RITE）                       | 5g / 支        | 5g / 支                   | 美国Pulpdent Corporation                                    |      |
| KQ2027 | 3MUniteTM化学固化粘接剂                       | 5g / 支，1支 / 包 | 712-015                  | 美国3M UNITEK CORPORATION                                   |      |
| KQ2028 | 3MUniteTM化学固化粘接剂                       | 5g / 支，3支 / 包 | 704-048                  | 美国3M UNITEK CORPORATION                                   |      |
| KQ2030 | 树脂水门汀                                  | 5ml / 盒       | 无                        | 美国Pulpdent Corporation                                    |      |

| 流水号    | 产品名称          | 产品规格                                                                | 产品型号                                                  | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ2032 | 瓷修复处理剂        | 5ML / 瓶                                                             | 5ML                                                   | 吉林省登泰克牙科材料有限公司                                            |      |
| KQ2036 | 牙科用粘接剂        | 5ml / 瓶1瓶 / 盒                                                       | BCPlus                                                | 韩国Vericom Co. , Ltd                                       |      |
| KQ2037 | 磷酸酸蚀剂         | 5ML / 支                                                             | 5ML                                                   | 吉林省登泰克牙科材料有限公司                                            |      |
| KQ2039 | 颅颌面外伤固定系统     | 5mm颞接骨板                                                             | 210-0062                                              | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ2040 | GC幻彩第七代一步法粘接剂 | 5毫升 / 瓶                                                             | G-BOND\$G-aenial Bond                                 | 日本株式会社而至                                                  |      |
| KQ2042 | 5孔L型可塑钛板      | 5孔, 100度L形, 2mm横联, 厚度0.55mm, 左侧\$5孔, 100度L形, 2mm横联, 厚度0.55mm, 右侧\$5 | 55-04760\$55-04761\$55-04762\$55-04763                | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2043 | 5孔T形钛板        | 5孔, T形, 厚度0.6mm                                                     | 55-06771                                              | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2044 | 5孔Y形钛板        | 5孔, Y形, 4mm横联, 厚度0.6mm                                              | 55-05151                                              | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2045 | 5孔Y形锁定钛板      | 5孔, Y形, 4mm横联, 厚度0.8mm                                              | 55-05751                                              | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2046 | 5孔Y形钛板        | 5孔, Y形, 8mm横联, 厚度0.6mm                                              | 55-05152                                              | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2047 | 5孔Y形锁定钛板      | 5孔, Y形, 8mm横联, 厚度0.8mm                                              | 55-05752                                              | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2049 | L形钛板          | 5孔, 100度L形, 2mm横联, 厚度0.6mm, 左侧\$5孔, 100度L形, 5mm横联, 厚度0.6mm, 左侧      | 55-06760\$55-06761\$55-06762\$55-06763\$55-06764\$55- | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |



| 流水号    | 产品名称              | 产品规格                                                             | 产品型号                                                        | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ2050 | L型GSP钛板           | 5孔, 100度L形, 2mm横联, 厚度0.6mm, 左侧\$5孔, 100度L形, 5mm横联, 厚度0.6mm, 左侧   | 55-07760\$55-07761\$55-07762\$55-07763\$55-07764\$55-       | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2051 | L形锁定钛板            | 5孔, 100度L形, 2mm横联, 厚度0.8mm, 不分左右\$5孔, 100度L形, 5mm横联, 厚度0.8mm, 不分 | 55-05761\$55-05763\$55-05765\$55-05767                      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2052 | 5孔90度L型板8mm横联（右侧） | 5孔90度L型板8mm横联（右侧）厚度1.0mm                                         | 55-08236                                                    | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2053 | 5孔90度L型板8mm横联（左侧） | 5孔90度L型板8mm横联（左侧）厚度1.0mm                                         | 55-08237                                                    | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2054 | 5孔Y型板             | 5孔Y型板 厚度1.0mm                                                    | 55-08250                                                    | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2055 | 5孔Y型板8mm横联        | 5孔Y型板8mm横联 厚度1.0mm                                               | 55-08251                                                    | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2056 | 颅颌面外伤固定系统         | 5孔弯接骨板                                                           | 210-0108                                                    | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ2057 | 颅颌面外伤固定系统         | 5孔弯压力接骨板                                                         | 210-0107                                                    | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ2058 | 颅颌面外伤固定系统         | 5孔压缩直型接骨板                                                        | 210-0104                                                    | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ2059 | 颅颌面外伤固定系统         | 5孔压缩直型接骨板                                                        | 314-3005                                                    | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ2062 | 金刚砂车针             | 5支 / 板                                                           | TF-11\$TF-12\$TF-13\$TF-14\$TF-20\$TF-21\$TF-22\$TF-23\$TF- | 日本Mani, Inc.（马尼株式会社）日本マニー株式会社                             |      |
| KQ2071 | 6*2孔三维钛板          | 6*2孔, 方形, 厚度0.6mm                                                | 55-06733                                                    | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号    | 产品名称                          | 产品规格                                                        | 产品型号                         | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ2072 | 6*2孔三维锁定钛板                    | 6*2孔, 方形, 厚度0.8mm                                           | 55-05733                     | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2073 | 6*2孔三维钛板                      | 6*2孔, 弧形, 厚度1.0mm                                           | 55-10562                     | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2074 | 6*2孔三维板                       | 6*2孔标准三维钛板 厚度0.6mm                                          | 55-06233                     | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2075 | 6*2三维板                        | 6*2三维可塑钛板 厚度0.5mm                                           | 55-04233                     | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2077 | 自锁金属正畸托槽 (商品名: SmartClip SL3) | 6*6尖牙0度带钩0.022槽沟                                            | 004-130                      | 美国3M UNITEK CORPORATION                                   |      |
| KQ2078 | 6*6孔三维板                       | 6*6孔标准三维钛板 厚度0.6mm                                          | 55-06235                     | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2079 | 6*6三维板                        | 6*6三维可塑钛板 厚度0.5mm                                           | 55-04235                     | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2084 | Hex-Lock基台                    | 6.5mm直径穿龈外形                                                 | AVHL / 6                     | 美国Zimmer Dental, Inc.                                     |      |
| KQ2087 | 双侧下颌重建钛板                      | 6+13+6孔, 预弯, 厚度2.8mm\$6+15+6孔, 预弯, 厚度2.8mm\$6+17+6孔, 预弯, 厚度 | 55-28934\$55-28932\$55-28930 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2088 | 单侧下颌重建钛板                      | 6+17孔, 左侧\$6+17孔, 右侧                                        | 55-28925\$55-28926           | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2089 | 6+17孔单侧下颌重建钛板                 | 6+17孔, 预弯, 厚度2.8mm, 左侧\$6+17孔, 预弯, 厚度2.8mm, 右侧              | 55-28920\$55-28922           | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2094 | 口腔清洁冲洗器                       | 60ml                                                        | A型                           | 湖北中兴生物科技有限公司                                              |      |

| 流水号    | 产品名称        | 产品规格                                                                | 产品型号                                                               | 生产企业                                                      | 挂网企业         |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| KQ2099 | 脱敏糊剂        | 61克                                                                 | 糊剂                                                                 | 四川天福精细化工有限公司                                              | 四川天福精细化工有限公司 |
| KQ2100 | 脱敏糊剂        | 61克 / 支, 10支 / 中包装, 120支 / 件。                                       | 61克 / 支, 10支 / 中包装, 120支 / 件。                                      | 四川天福精细化工有限公司                                              | 四川天福精细化工有限公司 |
| KQ2101 | 脱敏糊剂        | 61克 / 支, 10支 / 中包装, 120支 / 件。                                       | 61克 / 支, 10支 / 中包装, 120支 / 件。                                      | 四川天福精细化工有限公司                                              | 四川天福精细化工有限公司 |
| KQ2102 | 外科种植体       | 6314\$9521\$9522                                                    | 6314\$9521\$9522                                                   | 美国Howmedica Osteonics Corp.                               |              |
| KQ2103 | 外科种植体       | 6335\$6336                                                          | 6335\$6336                                                         | 美国Howmedica Osteonics Corp.                               |              |
| KQ2113 | 颅颌面外伤固定系统   | 6mm颞接骨板                                                             | 210-0042                                                           | 美国OsteoMed L.P.                                           |              |
| KQ2114 | 可吸收颅颌面固定板   | 6孔                                                                  | 8531506S\$853150610\$8532006\$85320068\$8532406\$85324068\$8532406 | 芬兰ConMed Linvatec Biomaterials Ltd.                       |              |
| KQ2115 | 6孔L型可塑钛板    | 6孔, 100度L形, 8mm横联, 厚度0.55mm, 左侧\$6孔, 100度L形, 8mm横联, 厚度0.55mm, 右侧\$6 | 55-04764\$55-04765\$55-04766\$55-04767                             | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |              |
| KQ2116 | 6孔弧形骨折钛板    | 6孔, 115度弧形, 带横联, 厚度1.5mm                                            | 55-15526                                                           | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |              |
| KQ2117 | 6孔弧形骨折钛板    | 6孔, 140度弧形, 带横联, 厚度1.5mm                                            | 55-15536                                                           | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |              |
| KQ2118 | 预弯下颏成形钛板    | 6孔, 4mm横联, 厚度0.6mm\$6孔, 6mm横联, 厚度0.6mm\$6孔, 8mm横联, 厚度               | 55-10704\$55-10706\$55-10708\$55-10710\$55-10712                   | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |              |
| KQ2119 | 6孔矢状劈弧形锁定钛板 | 6孔, 弧形, 12mm横联, 厚度1.0mm                                             | 55-10556                                                           | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |              |

| 流水号    | 产品名称        | 产品规格                      | 产品型号     | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-------------|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ2120 | 6孔矢状劈弧形锁定钛板 | 6孔，弧形，6mm横联，厚度1.0mm       | 55-10554 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2121 | 6孔直形微型钛板    | 6孔，直形，8mm横联，厚度1.0mm       | 55-10507 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2122 | 6孔直形骨折钛板    | 6孔，直形，带横联，厚度1.5mm         | 55-15507 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2123 | 6孔直形微型钛板    | 6孔，直形，厚度1.0mm             | 55-10506 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2124 | 6孔直形骨折钛板    | 6孔，直形，厚度1.5mm             | 55-15506 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2125 | 6孔加压直形钛板    | 6孔，直形，厚度1.5mm，配合2.0mm螺钉使用 | 55-15580 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2126 | 6孔加压直形钛板    | 6孔，直形，厚度1.5mm，配合2.3mm螺钉使用 | 55-15585 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2127 | 6孔矢状劈直形锁定钛板 | 6孔，直型，12mm横联，厚度1.0mm      | 55-10566 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2128 | 颅颌面外伤固定系统   | 6孔L型接骨板                   | 213-0070 | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ2129 | 6孔T型板       | 6孔T型板 厚度1.0mm             | 55-08240 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2130 | 颅颌面外伤固定系统   | 6孔角度型EDC接骨板               | 214-0104 | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ2131 | 6孔双Y板       | 6孔双Y板 厚度1.0mm             | 55-08260 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                               | 产品型号                                                       | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ2132 | 6孔双Y板8mm横联             | 6孔双Y板8mm横联 厚度1.0mm                 | 55-08262                                                   | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2133 | 颅颌面外伤固定系统              | 6孔弯型接骨板                            | 214-0154                                                   | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ2134 | 颅颌面外伤固定系统              | 6孔压缩直型接骨板                          | 210-0106                                                   | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ2135 | 颅颌面外伤固定系统              | 6孔压缩直型接骨板                          | 314-3006                                                   | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ2136 | 6孔直板                   | 6孔直板 厚度1.0mm                       | 55-08206                                                   | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2137 | 颅颌面外伤固定系统              | 6孔直型接骨板                            | 210-0051                                                   | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ2149 | 外科种植体                  | 7516\$7517\$7518\$9533\$9534\$9535 | 7516\$7517\$7518\$9533\$9534\$9535                         | 美国Howmedica Osteonics Corp.                               |      |
| KQ2150 | 外科种植体                  | 7535\$7536\$7543\$7544             | 7535\$7536\$7543\$7544                                     | 美国Howmedica Osteonics Corp.                               |      |
| KQ2151 | 临时冠桥树脂 (Structur 2 SC) | 75g / 盒; 5 x 75g / 盒               | 1478\$1479\$1480\$1481\$1482\$1483\$1485\$1486\$1491\$1492 | 德国 Voco GmbH                                              |      |
| KQ2154 | 树脂水门汀                  | 7g / 盒                             | 无                                                          | 美国Pulpdent Corporation                                    |      |
| KQ2157 | 颅颌面接骨板固定系统             | 7mm, X型接骨板                         | 210-0052                                                   | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ2158 | 7mm钛片盖                 | 7mm标准钛片盖 厚度0.6mm                   | 55-06375                                                   | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号    | 产品名称          | 产品规格                                                             | 产品型号                      | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ2159 | 颅颌面外伤固定系统     | 7mm颞接骨板                                                          | 210-0063                  | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ2160 | 7mm钛片盖        | 7mm可塑钛片盖带柄 厚度0.5mm                                               | 55-06376                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2161 | 波洛菲通用型光固化混合树脂 | 7x4g套装; 3x4g小套装; 4g单支                                            | A1\$A2\$A3\$A3.5\$B2\$B3I | 德国 Voco GmbH                                              |      |
| KQ2163 | 7孔双Y形锁定钛板     | 7孔, 双Y形, 厚度0.8mm                                                 | 55-05742                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2164 | 7孔双Y形钛板       | 7孔, 双Y形, 无横联, 厚度0.6mm                                            | 55-05164                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2165 | 7孔T型板         | 7孔标准T型板 厚度0.6mm                                                  | 55-06270                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2166 | 7孔双Y型板        | 7孔标准双Y型板 厚度0.6mm                                                 | 55-06240                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2167 | 7孔双Y型板        | 7孔双Y型可塑钛板 厚度0.5mm                                                | 55-04240                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2168 | 颅颌面外伤固定系统     | 7孔弯接骨板                                                           | 210-0110                  | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ2169 | 颅颌面外伤固定系统     | 7孔弯压力接骨板                                                         | 210-0109                  | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ2172 | 吸潮纸尖          | 8#10#15#20#25#30#35#40#45#50#55#60#70#80#90#100#110#120#130#140# | DIA-ISO                   | 天津达雅鼎医疗器械有限公司                                             |      |
| KQ2173 | 吸潮纸尖          | 8#10#15#20#25#30#35#40#45#50#55#60#70#80#90#100#110#120#130#140# | DIA-ISO                   | 天津达雅鼎医疗器械有限公司                                             |      |

| 流水号    | 产品名称          | 产品规格                               | 产品型号                               | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ2179 | 光固化树脂         | 8.0g / 支                           | A1\$A2\$A3\$A3.5\$B1\$B2           | 墨西哥Conamco S.A. de C.V.                                   |      |
| KQ2182 | 自锁托槽          | 804-172\$804-160\$804-152\$804-153 | 804-172\$804-160\$804-152\$804-153 | 杭州奥杰医疗器材有限公司                                              |      |
| KQ2198 | 氟防龋材料         | 8g / 瓶, 1瓶 / 盒                     | 8g                                 | 南宁加加诺科技有限公司                                               |      |
| KQ2199 | 口腔义齿护理清扫液     | 8ml                                | YBK01                              | 河源市雅碧康生物科技有限公司                                            |      |
| KQ2201 | 颅颌面外伤固定系统     | 8mm额接骨板                            | 210-0044                           | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ2202 | 可吸收颅颌面固定板     | 8孔                                 | 8532008\$8532408                   | 芬兰ConMed Linvatec Biomaterials Ltd.                       |      |
| KQ2203 | 8孔Y形锁定钛板      | 8孔, Y形, 厚度0.8mm                    | 55-05779                           | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2204 | 8孔弧形锁定钛板      | 8孔, 弧形, 厚度0.8mm                    | 55-05758                           | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2205 | 8孔T型板         | 8孔T型板 厚度0.8mm                      | 55-08542                           | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2206 | 8孔Y型板         | 8孔Y型板 0.8mm                        | 55-08579                           | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2207 | 8孔90度L型板 (右侧) | 8孔标准90度L型板 (右侧) 厚度0.6mm            | 55-06261                           | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2208 | 8孔90度L型板 (左侧) | 8孔标准90度L型板 (左侧) 厚度0.6mm            | 55-06260                           | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                                                                         | 产品型号                                                                     | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ2209 | 8孔直板                       | 8孔标准直形钛板 厚度0.6mm                                                             | 55-06208                                                                 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ2210 | 颅颌面外伤固定系统                  | 8孔长接骨板                                                                       | 214-0094                                                                 | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ2211 | 颅颌面外伤固定系统                  | 8孔短接骨板                                                                       | 214-0090                                                                 | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ2213 | 颅颌面外伤固定系统                  | 8孔中度接骨板                                                                      | 214-0092                                                                 | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| KQ2214 | 双固化树脂粘接材料（商品名：Variolink N） | 8支*2.5g / 套（由4支*2.5g基础剂、4支*2.5g催化剂及相关配套材料组成）                                 | Professional Set                                                         | 列支敦士登Ivoclar Vivadent AG                                  |      |
| KQ2220 | 止血排龈膏                      | 9007091                                                                      | 9007091                                                                  | 美国Premier Dental Products Company                         |      |
| KQ2221 | 齿科藻酸盐印模材料                  | 908g / 罐                                                                     | 普通凝固型\$迅速凝固型。                                                            | 登士柏牙科（天津）有限公司                                             |      |
| KQ2225 | 面部填充种植体                    | 9503\$9504\$9509\$9510\$9517\$9518\$9519\$9520\$9525\$9526\$8320\$8321\$8322 | 9503\$9504\$9509\$9510\$9517\$9518\$9519\$9520\$9525\$9526\$8320\$8321\$ | 美国Howmedica Osteonics Corp.                               |      |
| KQ2226 | 外科种植体                      | 9523\$6339                                                                   | 9523\$6339                                                               | 美国Howmedica Osteonics Corp.                               |      |
| KQ2227 | 外科种植体                      | 9536\$7514                                                                   | 9536\$7514                                                               | 美国Howmedica Osteonics Corp.                               |      |
| KQ2228 | 外科种植体                      | 9554\$84010\$6330\$7210                                                      | 9554\$84010\$6330\$7210                                                  | 美国Howmedica Osteonics Corp.                               |      |
| KQ2229 | 根管润滑剂                      | 9gm*2支每盒                                                                     | 9007135                                                                  | 美国Premier Dental Products Company                         |      |



| 流水号    | 产品名称            | 产品规格                                                                                                  | 产品型号                                                                      | 生产企业                                                         | 挂网企业 |
|--------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| KQ2230 | 颅颌面外伤固定系统       | 9mm颞接骨板                                                                                               | 210-0064                                                                  | 美国OsteoMed L.P.                                              |      |
| KQ2231 | 9孔100度L型板（右侧）   | 9孔100度L型板（右侧） 厚度<br>0.8mm                                                                             | 55-08520                                                                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| KQ2232 | 9孔100度L型板（左侧）   | 9孔100度L型板（左侧） 厚度<br>0.8mm                                                                             | 55-08521                                                                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| KQ2233 | 颅颌面外伤固定系统       | 9孔加长Y型接骨板                                                                                             | 213-0115                                                                  | 美国OsteoMed L.P.                                              |      |
| KQ2234 | 颅颌面外伤固定系统       | 9孔弯接骨板                                                                                                | 210-0112                                                                  | 美国OsteoMed L.P.                                              |      |
| KQ2241 | 麻花钻（一次性使用）      | A / S\$A / M\$B / S\$B / M\$C / S\$C /<br>M                                                           | 31037125\$31037130\$31<br>037145\$31037150\$3103<br>7165\$31037170        | 德国DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH                       |      |
| KQ2245 | 可乐丽菲露 玛吉斯特 LV   | A1\$A2\$A3\$A3.5\$A4\$XL\$0A2\$0A3\$<br>0A4\$E\$0C                                                    | 乳牙色, Cv                                                                   | 日本可乐丽医疗器材株式会社                                                |      |
| KQ2246 | 超钻2             | A1\$A2\$A3\$B2\$B3\$C3                                                                                | A1\$A2\$A3\$B2\$B3\$C3                                                    | 贺利氏古莎齿科有限公司                                                  |      |
| KQ2248 | 卡瑞斯玛            | A1\$A2\$A3\$A3.5\$B1\$B2\$C2\$0A2\$0<br>A3\$0A3.5\$0B2\$SL                                            | A1\$A2\$A3\$A3.5\$B1\$B2\$<br>C2\$0A2\$0A3\$0A3.5\$0B2<br>\$SL            | 贺利氏古莎齿科有限公司                                                  |      |
| KQ2257 | 根管充填材料（AH PLUS） | A3ml+B3ml                                                                                             | AH PLUS                                                                   | 德国DENTSPLY Detrey GmbH                                       |      |
| KQ2264 | 麻花扩孔钻           | A8\$A9.5\$A11\$A14\$A17\$B8\$B9.5\$<br>B11\$B14\$B17\$C8\$C9.5\$C11\$C14\$<br>C17\$D8\$D9.5\$D11\$D14 | 3103 3185\$3103<br>3188\$3103 3190\$3103<br>3200\$3103 3202\$3103         | 德国DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH                       |      |
| KQ2266 | 角度基台（六角）        | AAB154510HL\$AAB154520HL\$AAB1<br>54530HL\$AAB154540HL\$AAB15455<br>0HL\$AAB154560HL\$AAB155510HL\$   | AAB154510HL\$AAB15452<br>0HL\$AAB154530HL\$AAB1<br>54540HL\$AAB154550HL\$ | 韩国 Dentium Co., Ltd                                          |      |

| 流水号    | 产品名称              | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                              | 生产企业                        | 挂网企业 |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| KQ2267 | 角度基台（非六角）         | AAB154510NL\$AAB154520NL\$AAB154530NL\$AAB154540NL\$AAB154550NL\$AAB154560NL\$AAB155510NL\$ | AAB154510NL\$AAB154520NL\$AAB154530NL\$AAB154540NL\$AAB154550NL\$ | 韩国 Dentium Co., Ltd         |      |
| KQ2272 | 牙钻延长器             | ADE                                                                                         | ADE                                                               | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2273 | 深度计               | ADG                                                                                         | ADG                                                               | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2274 | 深度计               | ADP607\$ADP608\$ADP610\$ADP611\$ADP613\$ADP615\$ASDG360\$ASDG430                            | ADP607\$ADP608\$ADP610\$ADP611\$ADP613\$ADP615\$ASDG360\$ASDG430  | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2275 | 牙科粘接剂             | Adper Single Bond 2 Adhesive, 6g / 瓶                                                        | Adper Single Bond 2 Adhesive, 6g / 瓶                              | 美国3M ESPE Dental Products   |      |
| KQ2279 | 烤瓷合金（商品名：贺利氏钯基合金） | Albabond C                                                                                  | Albabond C                                                        | 德国Heraeus Kulzer GmbH       |      |
| KQ2281 | 齿科藻酸盐印模材料（商品名：海琴） | ALGINoplast fast set / 快凝型<br>\$ALGINoplast regular set / 普通型                               | ALGINoplast fast set / 快凝型<br>\$ALGINoplast regular set / 普通型     | 德国Heraeus Kulzer GmbH       |      |
| KQ2282 | 电动螺丝起             | AMSD05S\$AMSD05L\$AMSD09S\$AMSD09L\$AMSD12S\$AMSD12L\$AMSD12E                               | AMSD05S\$AMSD05L\$AMSD09S\$AMSD09L\$AMSD12S\$AMSD12L\$AMSD12E     | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2283 | 手动螺丝起             | AORD                                                                                        | AORD                                                              | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2292 | 方向指示器             | APG201\$APG202\$APG203                                                                      | APG201\$APG202\$APG203                                            | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2297 | 方向指示器             | ARGMC\$ARGRC\$ARGWC                                                                         | ARGMC\$ARGRC\$ARGWC                                               | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2300 | 手动螺丝起             | ASD05SH\$ASD05LH\$AHD09LH\$AHD12SH\$AHD12LH                                                 | ASD05SH\$ASD05LH\$AHD09LH\$AHD12SH\$AHD12LH                       | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |

| 流水号    | 产品名称      | 产品规格                                                                                         | 产品型号                                                               | 生产企业                        | 挂网企业 |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| KQ2301 | 底座螺丝起     | ASMDS\$ASMDL                                                                                 | ASMDS\$ASMDL                                                       | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2302 | 底座延长器     | ASMEL\$ASMES                                                                                 | ASMEL\$ASMES                                                       | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2303 | 开口扳手      | ASOW                                                                                         | ASOW                                                               | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2307 | 帕娜碧亚 F    | A膏（1ML / 支）\$A膏（2.3ML / 支）\$B膏（1ML / 支 色号:褐色）\$B膏（1ML / 支 色号:浅                               | A膏（1ML / 支）\$A膏（2.3ML / 支）\$B膏（1ML / 支 色号:褐                        | 日本可乐丽医疗器材株式会社               |      |
| KQ2331 | 球形基台      | BAB350018\$BAB351018\$BAB352018\$BAB353018\$BAB354018\$BAB355018\$BAB356018\$BAB400018\$BAB4 | BAB350018\$BAB351018\$BAB352018\$BAB353018\$BAB354018\$BAB355018\$ | 韩国 Dentium Co., Ltd         |      |
| KQ2334 | 基台替代体     | BANL                                                                                         | BANL                                                               | 韩国 Dentium Co., Ltd         |      |
| KQ2338 | 转移帽       | BIC BIC3L                                                                                    | BIC BIC3L                                                          | 韩国 Dentium Co., Ltd         |      |
| KQ2358 | 根管挫针      | BLX1506-21\$BLX2506-21\$BLX3504-21\$BLX4004-21\$BLX5004-21\$BLX1506-                         | BLX1506-21\$BLX2506-21\$BLX3504-21\$BLX4004-                       | 韩国 B&L Biotech, Inc.        |      |
| KQ2359 | TSII种植体系统 | BTS2M3508S TS2M3508S + GSCS35 + GSSMY\$BTS2M3510S TS2M3510S + GSCS35 +                       | BTS2M3508S TS2M3508S + GSCS35 + GSSMY\$BTS2M3510S                  | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2363 | 一体式基台     | CAB4510L\$CAB4515L\$CAB4525L\$CAB4535L\$CAB4545L                                             | CAB4510L\$CAB4515L\$CAB4525L\$CAB4535L\$CAB4545L                   | 韩国 Dentium Co., Ltd         |      |
| KQ2430 | 棘轮扳手      | CITQW-1185A                                                                                  | CITQW-1185A                                                        | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2432 | 3M非金属托槽   | CLARITYTM MBT 直丝零配（.022）                                                                     | 左上中切牙 6400-901\$<br>右上中切牙 6400-902\$<br>左上侧切牙 6400-903\$           | 美国3M UNITEK CORPORATION     |      |

| 流水号    | 产品名称                        | 产品规格                                                                                       | 产品型号                                                                                     | 生产企业                                   | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| KQ2445 | Crestal Approach- Sinus工具套装 | Crestal Approach- Sinus工具套装型号:HCRSNK 工具套装                                                  | SNTD2013T\$SNDR2813T\$SNDR3113T\$SNDR3313T\$SNDR3613T\$SNDR3813T\$                       | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.            |      |
| KQ2451 | US种植体取模柱定位销                 | CSM150\$CSR100\$CSR150\$CSR170\$CSW100\$CSW150\$GSR100\$GSR150\$GSR170\$RCSW150\$TCSW150   | CSM150\$CSR100\$CSR150\$CSR170\$CSW100\$CSW150\$GSR100\$GSR150\$GSR170\$RCSW150\$TCSW150 | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.            |      |
| KQ2452 | US 中智取模柱定位销                 | CSR150                                                                                     | CSR150                                                                                   | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.            |      |
| KQ2455 | 可吸收颅颌面固定板                   | C形                                                                                         | 8531506CS\$8531506CS\$8531506CS10\$8532006C\$8532006C8                                   | 芬兰ConMed Linvatec Biomaterials Ltd.    |      |
| KQ2462 | 麻花钻（一次性使用）                  | D2.0 / L8-15\$D3.4 / L8-15\$D3.8 / L8-15\$D4.5 / L8-15\$D5.5 / L8-15                       | 26-1015\$26-1025\$26-1035\$26-1045\$26-1055\$26-1065                                     | 德国DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH |      |
| KQ2464 | 攻丝                          | D3.0\$D3.4\$D3.8\$D4.5\$D5.5\$D3.5\$D4.5\$D5.5                                             | 26-1122\$26-1132\$26-1142\$26-1152\$26-1162                                              | 德国DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH |      |
| KQ2470 | 环钻                          | D3.0 / L8-18\$D3.4 / L8-18\$D3.8 / L8-18\$D4.5 / L8-18\$D5.5 / L8-18                       | 26-1129\$26-1139\$26-1149\$26-1159\$26-1169                                              | 德国DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH |      |
| KQ2474 | 环钻                          | D3.4\$D3.8\$D4.5\$D5.5\$D6.5                                                               | 45-5338\$45-5348\$45-5358\$45-5368\$45-5378                                              | 德国DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH |      |
| KQ2478 | 麻花阶梯钻                       | D3.4\$D3.8\$D4.5 / L8\$D4.5 / L10\$D4.5 / L13\$D4.5 / L15\$D5.5 / L8\$D5.5 / L10\$D5.5 /   | 45-5331\$45-5340\$45-5350\$45-5351\$45-5353\$45-5355\$45-                                | 德国DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH |      |
| KQ2483 | ANKYOS Plus种植体              | D3.5 / L8\$D3.5 / L9.5\$D3.5 / L11\$D3.5 / L14\$D3.5 / L17\$D4.5 / L8\$D4.5 / L9.5\$D4.5 / | 31010205\$31010208\$31010210\$31010220\$31010222\$31010225\$310102                       | 德国DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH |      |
| KQ2484 | ANKYLOS 牙种植体                | D3.5 / L8\$D3.5 / L9.5\$D3.5 / L11\$D3.5 / L14\$D3.5 / L17\$D4.5 / L8\$D4.5 / L9.5\$D4.5 / | 31010005\$31010008\$31010010\$31010020\$31010022\$31010025\$310100                       | 德国DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH |      |
| KQ2486 | 扩孔钻                         | D3.8\$D4.5\$D5.5\$D6.5                                                                     | 45-5349\$45-5359\$45-5369\$45-5379                                                       | 德国DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                                                         | 产品型号                                                               | 生产企业                            | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| KQ2487 | 分体式可研磨基台（六角）                 | DAB40105HL\$DAB40155HL\$DAB40205HL\$DAB40255HL\$DAB40305HL\$DAB40355HL\$DAB45106HL\$DAB4515  | DAB40105HL\$DAB40155HL\$DAB40205HL\$DAB40255HL\$DAB40305HL\$DAB40  | 韩国 Dentium Co., Ltd             |      |
| KQ2489 | 分体式可研磨基台（非六角）                | DAB40105NL\$DAB40155NL\$DAB40205NL\$DAB40255NL\$DAB40305NL\$DAB45106NL\$DAB45156NL\$DAB4520  | DAB40105NL\$DAB40155NL\$DAB40205NL\$DAB40255NL\$DAB40305NL\$DAB45  | 韩国 Dentium Co., Ltd             |      |
| KQ2491 | 分体式基台（六角）                    | DAB4510HL\$DAB4515HL\$DAB4525HL\$DAB4535HL\$DAB4545HL\$DAB4555HL\$DAB6515HL\$DAB6525HL\$DAB6 | DAB4510HL\$DAB4515HL\$DAB4525HL\$DAB4535HL\$DAB4545HL\$DAB4555HL\$ | 韩国 Dentium Co., Ltd             |      |
| KQ2492 | 分体式基台（非六角）                   | DAB4510NL\$DAB4515NL\$DAB4525NL\$DAB4535NL\$DAB4545NL\$DAB4555NL\$DAB6515NL\$DAB6525NL\$DAB6 | DAB4510NL\$DAB4515NL\$DAB4525NL\$DAB4535NL\$DAB4545NL\$DAB4555NL\$ | 韩国 Dentium Co., Ltd             |      |
| KQ2496 | DEFEND标准体咬合记录硅橡胶细部印模材套装（清淡味） | DEFEND标准体咬合记录硅橡胶细部印模材套装（清淡味） VP-9001                                                         | DEFEND标准体咬合记录硅橡胶细部印模材套装（清淡味） VP-9010                               | 美国 Carl Parker Associates, Inc. |      |
| KQ2497 | DEFEND高流度轻体二次硅橡胶细部印模材套装      | DEFEND高流度轻体二次硅橡胶细部印模材套装 VP-9003                                                              | DEFEND高流度轻体二次硅橡胶细部印模材套装 VP-9003                                    | 美国 Carl Parker Associates, Inc. |      |
| KQ2498 | DEFEND硅橡胶初次印模材料套装            | DEFEND硅橡胶初次印模材料套装 VP-8006                                                                    | DEFEND硅橡胶初次印模材料套装 VP-8006                                          | 美国 Carl Parker Associates, Inc. |      |
| KQ2499 | DEFEND综合体一步法硅橡胶细部印模材套装       | DEFEND综合体一步法硅橡胶细部印模材套装 VP-9005                                                               | DEFEND综合体一步法硅橡胶细部印模材套装 VP-9005                                     | 美国 Carl Parker Associates, Inc. |      |
| KQ2502 | 贺利氏牙科模型石膏                    | DENT 2000 2000型三层色合成树脂牙 色号:17 上前牙:L / A485 下前牙: U25\$DENT 2000 2000型                         | DENT 2000 2000型三层色合成树脂牙 色号:17 上前牙:L / A485下前                       | 美国 Heraeus Kulzer, LLC          |      |
| KQ2515 | 可乐丽菲露 玛吉斯特                   | E 规格2.0ML / 支\$OC 规格2.0ML / 支\$A1 规格2.0ML / 支\$A2 规格2.0ML / 支\$A3 规格2.0ML / 支                | E 规格2.0ML / 支\$OC 规格2.0ML / 支\$A1 规格2.0ML / 支\$A2 规格               | 日本可乐丽医疗器材株式会社                   |      |
| KQ2516 | E.max铸瓷                      | E.max铸瓷（定制式）                                                                                 | 定制式                                                                | 深圳市金悠然科技有限公司                    |      |
| KQ2517 | E.max铸瓷嵌体                    | E.max铸瓷嵌体（定制式）                                                                               | 定制式                                                                | 深圳市金悠然科技有限公司                    |      |

| 流水号    | 产品名称        | 产品规格                                                  | 产品型号                       | 生产企业                                                                 | 挂网企业 |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| KQ2518 | E.max铸瓷贴面   | E.max铸瓷贴面（定制式）                                        | 定制式                        | 深圳市金悠然科技有限公司                                                         |      |
| KQ2520 | 电动螺丝起       | EIHD20\$EIHD27                                        | EIHD20\$EIHD27             | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.                                          |      |
| KQ2521 | 加成硅橡胶牙科印模材料 | ELITE HD+ PUTTY SOFT FAST SETTING（250ml+250ml）初次印模硅橡胶 | 250ml+250ml                | 意大利 Zhermack S.P.A                                                   |      |
| KQ2522 | 加成硅橡胶牙科印模材料 | ELITE HD+SUPERLIGHT BODY FAST SETTING 二次印模硅橡胶         | 2*50毫                      | 意大利 Zhermack S.P.A                                                   |      |
| KQ2524 | US 美观抛光保护帽  | EPCR100                                               | EPCR100                    | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.                                          |      |
| KQ2525 | US 美观塑料圆柱   | EPS100\$EPS200                                        | EPS100\$EPS200             | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.                                          |      |
| KQ2527 | US 美观替代体    | ERR300                                                | ERR300                     | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.                                          |      |
| KQ2528 | 固位基台螺丝起     | ESDRS\$ESDRL\$ESDSS\$ESDSL                            | ESDRS\$ESDRL\$ESDSS\$ESDSL | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.                                          |      |
| KQ2529 | US美观取模柱     | ESR100B\$ESR200B                                      | ESR100B\$ESR200B           | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.                                          |      |
| KQ2532 | US美观转移取模柱   | ETR100                                                | ETR100                     | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.                                          |      |
| KQ2533 | 类似物         | EW60**S型种植体代型，钛合金                                     | Replica BW60-HEX           | 日本BrainBase株式会社                                                      |      |
| KQ2534 | 排龈膏         | EXPASYL                                               | EXPASYL                    | 法国碧兰公司（Produits Dentaires Pierre Rolland SAS Acteon Pharma Division） |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                                                                                             | 产品型号                                                                                             | 生产企业                        | 挂网企业 |
|--------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| KQ2539 | US 种植体替代体           | FAM300\$FAR300\$FAW300\$RFAW300\$TFAW300                                                         | FAM300\$FAR300\$FAW300\$RFAW300\$TFAW300                                                         | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2542 | 铰刀帽                 | FRBC                                                                                             | FRBC                                                                                             | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2543 | 铰刀                  | FRSC                                                                                             | FRSC                                                                                             | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2544 | 铰刀头                 | FRTE480\$FRTS480\$FRTE600                                                                        | FRTE480\$FRTS480\$FRTE600                                                                        | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2546 | 牙科种植体               | FX3407\$FX3408\$FX3410\$FX3412\$FX3414\$FX3807\$FX3808\$FX3810\$FX3812\$FX3814\$FX4307\$FX4308\$ | FX3407\$FX3408\$FX3410\$FX3412\$FX3414\$FX3807\$FX3808\$FX3810\$FX3812\$FX3814\$FX4307\$FX4308\$ | 韩国 Dentium Co., Ltd         |      |
| KQ2548 | 牙科种植体               | FX3607SW\$FX3608SW\$FX3610SW\$FX3612SW\$FX3614SW\$FX3616SW\$FX3618SW\$FX4007SW\$FX4008SW\$FX4    | FX3607SW\$FX3608SW\$FX3610SW\$FX3612SW\$FX3614SW\$FX3616SW\$FX3618SW\$FX4007SW\$FX4008SW\$FX4    | 韩国 Dentium Co., Ltd         |      |
| KQ2550 | 角度试用基台              | G1\$G3                                                                                           | OPAF011\$OPAF031                                                                                 | 法国Anthogyr S. A. S          |      |
| KQ2551 | 直试用基台               | G1*H4\$G1*H6\$G2*H4\$G2*H6\$G3*H4\$G3*H6\$                                                       | OPSF014\$OPSF016\$OPSF024\$OPSF026\$OPSF034\$OPSF036\$                                           | 法国Anthogyr S. A. S          |      |
| KQ2552 | 3M金属正畸托槽            | Gemini MBT直丝弓网底零配托槽119-735\$Gemini网底MBT 托槽上左 / 右双尖牙0.022 119-                                    | 119-735\$119-755\$119-756\$119-791\$119-792\$119-795\$119-796                                    | 美国3M UNITEK CORPORATION     |      |
| KQ2553 | 3M金属托槽              | Gemini MBT直丝弓网底套装(.022) (尖牙0度                                                                    | 119-142                                                                                          | 美国3M UNITEK CORPORATION     |      |
| KQ2554 | 探测器                 | GIPAP-3016A\$GIPAP-3516A                                                                         | GIPAP-3016A\$GIPAP-3516A                                                                         | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2555 | 齿科酸蚀剂 (商品名: 格鲁玛酸蚀剂) | Gluma Etch 20 Gel\$Gluma Etch 35 Gel                                                             | Gluma Etch 20 Gel\$Gluma Etch 35 Gel                                                             | 德国Heraeus Kulzer GmbH       |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                                                                  | 产品型号                                                               | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| KQ2559 | US 取模柱定位销                    | GP100\$GP150\$GP170\$GP200\$GPW100\$GPW150                                                            | GP100\$GP150\$GP170\$GP200\$GPW100\$GPW150                         | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.          |      |
| KQ2563 | GS 咬合器                       | GSBIM4504\$GSBIM4506\$GSBIM4508\$GSBIM4510\$GSBIM4512\$GSBIS5504\$GSBIS5506\$GSBIS5508\$GSBI          | GSBIM4504\$GSBIM4506\$GSBIM4508\$GSBIM4510\$GSBIM4512\$GSBIS5504\$ | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.          |      |
| KQ2566 | GS 抛光保护帽                     | GSCPC400\$GSCPC480\$GSCPC600                                                                          | GSCPC400\$GSCPC480\$GSCPC600                                       | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.          |      |
| KQ2569 | 种植体螺丝起                       | GSMFDL\$GSMFDS\$GSRFDL\$GSRFDS                                                                        | GSMFDL\$GSMFDS\$GSRFDL\$GSRFDS                                     | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.          |      |
| KQ2570 | US 螺丝起                       | GSNMD32S\$GSNMD32L\$GSNMD35S\$GSNMD35L                                                                | GSNMD32S\$GSNMD32L\$GSNMD35S\$GSNMD35L                             | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.          |      |
| KQ2573 | 铰刀头                          | GSRFRT400\$GSRFRT450\$GSRFRT500\$GSRFRT600                                                            | GSRFRT400\$GSRFRT450\$GSRFRT500\$GSRFRT600                         | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.          |      |
| KQ2583 | 方向指示器                        | GT37G\$GT47G\$GT52G\$GT37\$GT42\$GT52                                                                 | GT37G\$GT47G\$GT52G\$GT37\$GT42\$GT52                              | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.          |      |
| KQ2584 | GS 深度计                       | GTHGS                                                                                                 | GTHGS                                                              | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.          |      |
| KQ2587 | 牙根管充填尖 (GUTTA-PERCHA-POINTS) | GUTTA-PERCHA-POINTS                                                                                   | GUTTA-PERCHA-POINTS                                                | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| KQ2588 | LOCATOR基台                    | H1\$H2\$H3                                                                                            | OPLA010\$OPLA020\$OPLA030                                          | 法国Anthogyr S. A. S                   |      |
| KQ2589 | 圆锥基台                         | H1\$H2\$H3                                                                                            | OPSC010\$OPSC020\$OPSC030                                          | 法国Anthogyr S. A. S                   |      |
| KQ2600 | 愈合基台                         | HAB402020L\$HAB402035L\$HAB403050L\$HAB404070L\$HAB452020L\$HAB453050L\$HAB454070L\$HAB452020L\$HAB45 | HAB402020L\$HAB402035L\$HAB403050L\$HAB404070L\$HAB452020L\$HAB45  | 韩国 Dentium Co., Ltd                  |      |



| 流水号    | 产品名称            | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                                                         | 生产企业                        | 挂网企业 |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| KQ2602 | 超硬石膏            | HARD STONE THS-S 1kg / 包*20包 / 箱\$HARD STONE THS-S2kg / 包*10包 / 箱\$HARD STONE THS-N           | 牙科印模石膏\$牙科模型石膏                                                                               | 荆门资生堂石膏工业有限公司               |      |
| KQ2609 | 齿科钴铬合金          | Heraenium P                                                                                   | Heraenium P                                                                                  | 德国Heraeus Kulzer GmbH       |      |
| KQ2610 | 齿科钴铬合金          | Heraenium Pw                                                                                  | Heraenium Pw                                                                                 | 德国Heraeus Kulzer GmbH       |      |
| KQ2629 | HM植牙外科套装        | HMISLK套装, 含下述的钻、螺丝刀扳手等                                                                        | HMISLK\$OSLD15\$OSMSD18S\$OSMSD23S\$OSMSD18L\$OSMSD23L\$MSDG\$MSPP\$                         | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2635 | H型MINI 鼻骨钛板     | H型MINI 鼻骨钛板                                                                                   | 68.70.75                                                                                     | 德国Medicon eG                |      |
| KQ2641 | US 种植体取模柱       | ICFM400B\$ICFR500B\$ICFR600B\$ICFW600B\$RICFW600B\$TICFW600B\$ICSR500B\$ICSW600B\$ICFM400NB\$ | ICFM400B\$ICFR500B\$ICFR600B\$ICFW600B\$RICFW600B\$TICFW600B\$ICSR                           | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2642 | US 种植体转移取模柱     | ICPM401\$ICPM401L\$ICPM401S\$ICPR501\$ICPR501L\$ICPR501S\$ICPW601\$ICPW601L\$ICPW601S\$RCPW6  | ICPM401\$ICPM401L\$ICPM401S\$ICPR501\$ICPR501L\$ICPR501S\$ICPW601\$ICPW601L\$ICPW601S\$RCPW6 | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2643 | 手动螺丝起           | IHD20H\$IHD27H                                                                                | IHD20H\$IHD27H                                                                               | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2647 | Inlab德国西诺德计算机全瓷 | Inlab德国西诺德计算机全瓷(定制式)                                                                          | 定制式                                                                                          | 深圳市金悠然科技有限公司                |      |
| KQ2651 | 种植体接头           | IPST21W\$IPST25W                                                                              | IPST21W\$IPST25W                                                                             | 韩国 Dentium Co., Ltd         |      |
| KQ2653 | 根管长度测量仪         | i-ROOT                                                                                        | i-ROOT                                                                                       | 韩国 S-denti Co.Ltd.          |      |
| KQ2657 | 开口拉舌阻闭器         | I型\$II型\$III型                                                                                 | I型\$II型\$II型                                                                                 | 威海市圣普塑料科技有限公司               |      |

| 流水号    | 产品名称  | 产品规格                                                     | 产品型号                                                          | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|-------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|------|
| KQ2658 | 内固定钛板 | I型双排普通板，孔数:2*2，厚度:0.6mm\$I型双排普通板，孔数:2*2，厚度:1.0mm\$I型双排普  | ZI0.6-201\$ZI0.6-202\$ZI0.6-203\$ZI0.6-204\$ZI0.6-205\$ZI0.6- | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| KQ2661 | 内固定钛板 | I型单排加压钛板，孔数:4，厚度:0.8mm\$I型单排加压钛板，孔数:4，厚度:1.0mm\$I型单排加压   | ZI1.0-012\$ZI1.0-012.1\$ZI0.8-012\$ZI0.8-013                  | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| KQ2662 | 内固定钛板 | I型单排普通板，孔数:16，厚度:0.6mm\$I型单排普通板，孔数:16，厚度:0.8mm\$I型单排普    | ZI0.6-07\$ZI0.6-08\$ZI0.6-09\$ZI1.0-07\$ZI1.0-08\$ZI1.0-      | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| KQ2663 | 内固定钛板 | I型单排普通板，孔数:2，厚度:0.6mm\$I型单排普通板，孔数:2，厚度:0.8mm\$I型单排普通     | ZI0.6-01\$ZI0.6-02\$ZI0.6-11\$ZI0.6-12\$ZI0.6-12.1\$ZI0.6-    | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| KQ2664 | 内固定钛板 | I型单排普通板，孔数:8，厚度:0.6mm\$I型单排普通板，孔数:8，厚度:0.8mm\$I型单排普通     | ZI0.6-03\$ZI0.6-04\$ZI0.6-05\$ZI0.6-06\$ZI1.0-03\$ZI1.0-      | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| KQ2665 | 内固定钛板 | I型单排普通钛板，孔数:16，厚度:1.5mm。\$I型单排普通钛板，孔数:18，厚度:1.5mm。\$I型单  | ZI1.5-07\$ZI1.5-08\$ZI1.5-09                                  | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| KQ2666 | 内固定钛板 | I型单排普通钛板，孔数:4，厚度:1.5mm。\$I型单排普通钛板，孔数:6，厚度:1.5mm。         | ZI1.5-01\$ZI1.5-02\$ZI1.5-12\$ZI1.5-12.1                      | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| KQ2667 | 内固定钛板 | I型单排普通钛板，孔数:8，厚度:1.5mm。\$I型单排普通钛板，孔数:10，厚度:1.5mm。\$I型单   | ZI1.5-03\$ZI1.5-04\$ZI1.5-05\$ZI1.5-06                        | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| KQ2668 | 内固定钛板 | I型锁定钛板，孔数:16，厚度:1.5mm。\$I型锁定钛板，孔数:18，厚度:1.5mm。\$I型锁定     | ZI1.5-07B\$ZI1.5-08B\$ZI1.5-09B                               | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| KQ2669 | 内固定钛板 | I型锁定钛板，孔数:6，厚度:1.5mm。\$I型锁定钛板，孔数:8，厚度:1.5mm。\$I型锁定钛      | ZI1.5-02B\$ZI1.5-03B\$ZI1.5-04B\$ZI1.5-05B\$ZI1.5-06B         | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| KQ2670 | 内固定钛板 | I型重建普通钛板，孔数:16，厚度:2.0mm。\$I型重建普通钛板，孔数:180，厚度:2.0mm。\$I型重 | ZI2.0-07\$ZI2.0-08\$ZI2.0-09                                  | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| KQ2671 | 内固定钛板 | I型重建普通钛板，孔数:6，厚度:2.0mm。\$I型重建普通钛板，孔数:8，厚度:2.0mm。\$I型重建   | ZI2.0-02\$ZI2.0-03\$ZI2.0-04\$ZI2.0-05\$ZI2.0-06              | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                                                                | 产品型号                                                              | 生产企业                                | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| KQ2672 | 内固定钛板                      | I型重建锁定钛板，孔数:16，厚度:2.9mm。\$I型重建锁定钛板，孔数:18，厚度:2.9mm。\$I型重建            | ZI2.9-07B\$ZI2.9-08B\$ZI2.0-09B                                   | 宁波慈北医疗器械有限公司                        |      |
| KQ2673 | 内固定钛板                      | I型重建锁定钛板，孔数:6，厚度:2.9mm。\$I型重建锁定钛板，孔数:8，厚度:2.9mm。\$I型重建              | ZI2.9-02B\$ZI2.9-03B\$ZI2.9-04B\$ZI2.9-05B\$ZI2.9-06B             | 宁波慈北医疗器械有限公司                        |      |
| KQ2693 | Lateral Approach-Sinus工具套装 | Lateral Approach-Sinus工具套装型号:HLRSNK 工具套装，含下述钻、自停套、骨分离器。包装           | Lateral\$Approach-Sinus工具套装型号:HLRSNK\$套装内包含                       | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.         |      |
| KQ2694 | lava计算机全瓷冠                 | lava计算机全瓷冠（定制式）                                                     | 定制式                                                               | 深圳市金悠然科技有限公司                        |      |
| KQ2699 | 金属牙科托槽套装                   | LP:MBT（0.18；.022）\$LP:ROTH（.018；.022）\$T3:MBT（.018；.022）            | K485-1117MA7\$K355-1117A7\$K475-1117A7\$K485-                     | 美国American Orthodontics Corp.       |      |
| KQ2700 | 金属牙科托槽                     | LP:MBT系统（.018；.022）\$LP:ROTH系统（.018；.022）\$Modified Straight Wire系统 | B393-2001A\$B393-2021A\$B393-9001A\$B393-                         | 美国American Orthodontics Corp.       |      |
| KQ2701 | 金属牙科托槽套装                   | LP:MBT系统（.022）                                                      | K285-1117MA6\$K485-1117A6                                         | 美国American Orthodontics Corp.       |      |
| KQ2702 | 可吸收颅颌面固定板                  | L形                                                                  | 8531507LL6\$8531507LR6\$8531507LL12\$8531507LR12\$8532007LR7\$853 | 芬兰ConMed Linvatec Biomaterials Ltd. |      |
| KQ2703 | L型 MINI钛板 短 右弯 间距10mm      | L型 MINI钛板 短 右弯 间距10mm                                               | 68.74.35                                                          | 德国Medicon eG                        |      |
| KQ2704 | L型 MINI钛板 短 右弯 间距6mm       | L型 MINI钛板 短 右弯 间距6mm                                                | 68.74.31                                                          | 德国Medicon eG                        |      |
| KQ2705 | L型 MINI钛板 短 右弯 间距8mm       | L型 MINI钛板 短 右弯 间距8mm                                                | 68.74.33                                                          | 德国Medicon eG                        |      |
| KQ2706 | L型 MINI钛板 短 左弯 间距10mm      | L型 MINI钛板 短 左弯 间距10mm                                               | 68.74.34                                                          | 德国Medicon eG                        |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                   | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|------------------------|------------------------|----------|--------------|------|
| KQ2707 | L型 MINI钛板 短 左弯 间距6mm   | L型 MINI钛板 短 左弯 间距6mm   | 68.74.30 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2708 | L型 MINI钛板 短 左弯 间距8mm   | L型 MINI钛板 短 左弯 间距8mm   | 68.74.32 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2709 | L型MINI钛板 100度 右弯       | L型MINI钛板 100度 右弯       | 68.70.41 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2710 | L型MINI钛板 100度 右弯 间距9mm | L型MINI钛板 100度 右弯 间距9mm | 68.70.43 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2711 | L型MINI钛板 100度 左弯       | L型MINI钛板 100度 左弯       | 68.70.40 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2712 | L型MINI钛板 100度 左弯 间距9mm | L型MINI钛板 100度 左弯 间距9mm | 68.70.42 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2713 | L型MINI钛板 间距12mm，右弯     | L型MINI钛板 间距12mm，右弯     | 68.70.35 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2714 | L型MINI钛板 间距12mm，左弯     | L型MINI钛板 间距12mm，左弯     | 68.70.34 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2715 | L型MINI钛板 间距15mm，右弯     | L型MINI钛板 间距15mm，右弯     | 68.70.37 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2716 | L型MINI钛板 间距15mm，左弯     | L型MINI钛板 间距15mm，左弯     | 68.70.36 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2717 | L型MINI钛板 间距9mm，右弯      | L型MINI钛板 间距9mm，右弯      | 68.70.33 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2718 | L型MINI钛板 间距9mm，左弯      | L型MINI钛板 间距9mm，左弯      | 68.70.32 | 德国Medicon eG |      |

| 流水号    | 产品名称                      | 产品规格                                              | 产品型号                                                     | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------|
| KQ2719 | L型MINI钛板 右弯 低沉头           | L型MINI钛板 右弯 低沉头                                   | 68.73.31                                                 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2720 | L型MINI钛板 右弯 低沉头           | L型MINI钛板 右弯 低沉头                                   | 68.73.39                                                 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2721 | L型MINI钛板 左弯 低沉头           | L型MINI钛板 左弯 低沉头                                   | 68.73.30                                                 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2722 | L型MINI钛板 左弯 低沉头           | L型MINI钛板 左弯 低沉头                                   | 68.73.38                                                 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2723 | L型MINI钛板 左弯 低沉头<br>间距12mm | L型MINI钛板 左弯 低沉头 间距<br>12mm                        | 68.73.34                                                 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2724 | L型MINI钛板 左弯 低沉头<br>间距12mm | L型MINI钛板 左弯 低沉头 间距<br>12mm                        | 68.73.35                                                 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2725 | L型MINI钛板 左弯 低沉头<br>间距15mm | L型MINI钛板 左弯 低沉头 间距<br>15mm                        | 68.73.36                                                 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2726 | L型MINI钛板 左弯 低沉头<br>间距15mm | L型MINI钛板 左弯 低沉头 间距<br>15mm                        | 68.73.37                                                 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2727 | L型MINI钛板 左弯 低沉头<br>间距9mm  | L型MINI钛板 左弯 低沉头 间距<br>9mm                         | 68.73.32                                                 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2728 | L型MINI钛板 左弯 低沉头<br>间距9mm  | L型MINI钛板 左弯 低沉头 间距<br>9mm                         | 68.73.33                                                 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2734 | 内固定钛板                     | L型普通板，孔数:4，厚度:0.60mm。\$L型普通板，孔数:4，厚度:0.8mm。\$L型普通 | YL0.6-01\$YL0.6-02\$YL0.6-03\$YL0.6-04\$YL0.6-11\$YL0.6- | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| KQ2738 | 内固定钛板                     | L型锁定钛板，孔数:14+5，厚度:1.5mm\$L型锁定钛板，孔数:10+5，厚度:1.5mm  | YL1.5-07B\$YL1.5-08B\$YL1.5-15B\$YL1.5-16B               | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称                          | 产品规格                                                          | 产品型号                                                          | 生产企业                        | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| KQ2739 | 内固定钛板                         | L型锁定钛板, 孔数:16+5, 厚度:1.5mm\$L型锁定钛板, 孔数:18+5, 厚度:1.5mm\$L型锁定    | YL1.5-21B\$YL1.5-22B\$YL1.5-23B\$YL1.5-24B\$YL1.5-29B\$YL1.5- | 宁波慈北医疗器械有限公司                |      |
| KQ2740 | 内固定钛板                         | L型重建普通钛板, 孔数:10+56, 厚度:2.0mm\$L型重建普通钛板, 孔数:10+6, 厚            | YL2.0-07\$YL2.0-08\$YL2.0-09\$YL2.0-10\$YL2.0-15\$YL2.0-      | 宁波慈北医疗器械有限公司                |      |
| KQ2741 | 内固定钛板                         | L型重建普通钛板, 孔数:16+5, 厚度:2.0mm\$L型重建普通钛板, 孔数:18+5, 厚度:2.0mm\$L型重 | YL2.0-21\$YL2.0-22\$YL2.0-23\$YL2.0-24\$YL2.0-25\$YL2.0-      | 宁波慈北医疗器械有限公司                |      |
| KQ2742 | 内固定钛板                         | L型重建普通钛板, 孔数:2+2, 厚度:2.0mm                                    | YL2.0-28                                                      | 宁波慈北医疗器械有限公司                |      |
| KQ2743 | 内固定钛板                         | L型重建锁定钛板, 孔数:10+5, 厚度:2.9mm\$L型重建锁定钛板, 孔数:14+5, 厚度:2.9mm      | YL2.9-07B\$YL2.9-08B\$YL2.9-15B\$YL2.0-16B                    | 宁波慈北医疗器械有限公司                |      |
| KQ2744 | 内固定钛板                         | L型重建锁定钛板, 孔数:16+5, 厚度:2.9mm\$L型重建锁定钛板, 孔数:18+5, 厚度:2.9mm\$L型重 | YL2.9-21B\$YL2.9-22B\$YL2.9-23B\$YL2.0-24B\$YL2.9-29B\$YL2.0- | 宁波慈北医疗器械有限公司                |      |
| KQ2745 | 内固定钛板                         | L型重建锁定钛板, 孔数:2+2, 厚度:2.9mm                                    | YL2.9-28B                                                     | 宁波慈北医疗器械有限公司                |      |
| KQ2804 | 3M非金属托槽                       | MBT陶瓷托槽5*5 (尖牙带钩)                                             | 6400-207                                                      | 美国3M UNITEK CORPORATION     |      |
| KQ2806 | US 美观塑料圆柱                     | MEPR100\$MEPR200\$MEPW100\$MEPW200                            | MEPR100\$MEPR200\$MEPW100\$MEPW200                            | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2807 | US 美观替代体                      | MERR300\$MERW300                                              | MERR300\$MERW300                                              | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ2810 | Micro H型钛板                    | Micro H型钛板                                                    | 68.87.65                                                      | 德国Medicon eG                |      |
| KQ2811 | Micro Le Fort I 型钛板 间距10mm 右弯 | Micro Le Fort I 型钛板 间距10mm 右弯                                 | 68.86.76                                                      | 德国Medicon eG                |      |

| 流水号    | 产品名称                          | 产品规格                          | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|----------|--------------|------|
| KQ2812 | Micro Le Fort I 型钛板 间距10mm 直  | Micro Le Fort I 型钛板 间距10mm 直  | 68.86.74 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2813 | Micro Le Fort I 型钛板 间距10mm    | Micro Le Fort I 型钛板 间距10mm 左弯 | 68.86.75 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2814 | Micro Le Fort I 型钛板 间距12mm 右弯 | Micro Le Fort I 型钛板 间距12mm 右弯 | 68.86.79 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2815 | Micro Le Fort I 型钛板 间距12mm 直  | Micro Le Fort I 型钛板 间距12mm 直  | 68.86.77 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2816 | Micro Le Fort I 型钛板 间距12mm 左弯 | Micro Le Fort I 型钛板 间距12mm 左弯 | 68.86.78 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2817 | Micro Le Fort I 型钛板 间距8mm 右弯  | Micro Le Fort I 型钛板 间距8mm 右弯  | 68.86.72 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2818 | Micro Le Fort I 型钛板 间距8mm 直板  | Micro Le Fort I 型钛板 间距8mm 直   | 68.86.70 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2819 | Micro Le Fort I 型钛板 间距8mm 左弯  | Micro Le Fort I 型钛板 间距8mm 左弯  | 68.86.71 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2820 | Micro L型钛板 4孔 加强型 间距7.5mm 右   | Micro L型钛板 4孔 加强型 间距7.5mm 右   | 68.87.41 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2821 | Micro L型钛板 4孔 加强型 间距7.5mm 左   | Micro L型钛板 4孔 加强型 间距7.5mm 左   | 68.87.40 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2822 | MICRO L型钛板 8孔 右 间距10mm        | MICRO L型钛板 8孔 右 间距10mm        | 68.86.52 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2823 | MICRO L型钛板 8孔 左 间距10mm        | MICRO L型钛板 8孔 左 间距10mm        | 68.86.51 | 德国Medicon eG |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                    | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------|----------|--------------|------|
| KQ2824 | Micro L型钛板 右弯 间距12mm    | Micro L型钛板 右弯 间距12mm    | 68.87.55 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2825 | Micro L型钛板 右弯 间距15mm    | Micro L型钛板 右弯 间距15mm    | 68.87.57 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2826 | Micro L型钛板 右弯 间距7.5mm   | Micro L型钛板 右弯 间距7.5mm   | 68.87.51 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2827 | Micro L型钛板 右弯 间距9mm     | Micro L型钛板 右弯 间距9mm     | 68.87.53 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2828 | Micro L型钛板 右弯 100° 3*3孔 | Micro L型钛板 右弯100° 3*3孔  | 68.87.11 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2829 | Micro L型钛板 右弯100度 间距9mm | Micro L型钛板 右弯100度 间距9mm | 68.87.67 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2830 | Micro L型钛板 左弯 间距12mm    | Micro L型钛板 左弯 间距12mm    | 68.87.54 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2831 | Micro L型钛板 左弯 间距15mm    | Micro L型钛板 左弯 间距15mm    | 68.87.56 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2832 | Micro L型钛板 左弯 间距7.5mm   | Micro L型钛板 左弯 间距7.5mm   | 68.87.50 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2833 | Micro L型钛板 左弯 间距9mm     | Micro L型钛板 左弯 间距9mm     | 68.87.52 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2834 | Micro L型钛板 左弯 100° 3*3孔 | Micro L型钛板 左弯100° 3*3孔  | 68.87.10 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2835 | Micro L型钛板 左弯100度 间距9mm | Micro L型钛板 左弯100度 间距9mm | 68.87.66 | 德国Medicon eG |      |



| 流水号    | 产品名称                 | 产品规格                 | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|----------------------|----------------------|----------|--------------|------|
| KQ2836 | MICRO T型钛板 5孔 间距10mm | MICRO T型钛板 5孔 间距10mm | 68.86.50 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2837 | Micro T型钛板 间距7.5mm   | Micro T型钛板 间距7.5mm   | 68.87.60 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2838 | Micro Y型加强钛板 间距12mm  | Micro Y型加强钛板 间距 12mm | 68.87.76 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2839 | Micro Y型钛板 间距12mm    | Micro Y型钛板 间距12mm    | 68.87.72 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2840 | Micro Y型钛板 间距15mm    | Micro Y型钛板 间距15mm    | 68.87.73 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2841 | Micro Y型钛板 间距8mm     | Micro Y型钛板 间距8mm     | 68.87.70 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2842 | Micro Z型钛板 右         | Micro Z型钛板 右         | 68.87.69 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2843 | Micro Z型钛板 左         | Micro Z型钛板 左         | 68.87.68 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2844 | Micro 多个网状钛板 长方形格 1格 | Micro 多个网状钛板 长方形格 1格 | 68.86.02 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2845 | Micro 多个网状钛板 长方形格 2格 | Micro 多个网状钛板 长方形格 2格 | 68.86.03 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2846 | Micro 多个网状钛板 长方形格 3格 | Micro 多个网状钛板 长方形格 3格 | 68.86.04 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2847 | Micro 多个网状钛板 长方形格 5格 | Micro 多个网状钛板 长方形格 5格 | 68.86.06 | 德国Medicon eG |      |

| 流水号    | 产品名称                 | 产品规格                 | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|----------------------|----------------------|----------|--------------|------|
| KQ2848 | Micro 多个网状钛板 正方形格 1格 | Micro 多个网状钛板 正方形格 1格 | 68.86.12 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2849 | Micro 多个网状钛板 正方形格 2格 | Micro 多个网状钛板 正方形格 2格 | 68.86.13 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2850 | Micro 多个网状钛板 正方形格 3格 | Micro 多个网状钛板 正方形格 3格 | 68.86.14 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2851 | Micro 多个网状钛板 正方形格 5格 | Micro 多个网状钛板 正方形格 5格 | 68.86.16 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2852 | MICRO 盖孔板 大          | MICRO 盖孔板 大          | 68.86.63 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2853 | MICRO 盖孔板 小          | MICRO 盖孔板 小          | 68.86.61 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2854 | MICRO 盖孔板 中          | MICRO 盖孔板 中          | 68.86.62 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2855 | Micro 格钛板 85*53mm    | Micro 格钛板 85*53mm    | 68.86.89 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2856 | Micro 格钛板 85*53mm    | Micro 格钛板 85*53mm    | 68.86.90 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2857 | MICRO 弧形网状板 6孔       | MICRO 弧形网状板 6孔       | 68.86.60 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2858 | Micro 活动钛板 TT型       | Micro 活动钛板 TT型       | 68.87.96 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2859 | Micro 活动钛板 T型        | Micro 活动钛板 T型        | 68.87.92 | 德国Medicon eG |      |

| 流水号    | 产品名称                 | 产品规格                 | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|----------------------|----------------------|----------|--------------|------|
| KQ2860 | Micro 活动钛板 直型        | Micro 活动钛板 直型        | 68.87.90 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2861 | Micro 眶底重建钛板 解剖型     | Micro 眶底重建钛板 解剖型     | 68.87.97 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2862 | Micro 眶底重建钛板 小号      | Micro 眶底重建钛板 小号      | 68.87.87 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2863 | Micro 眶底重建钛板 小号      | Micro 眶底重建钛板 小号      | 68.87.89 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2864 | Micro 眶底重建钛板 中号      | Micro 眶底重建钛板 中号      | 68.87.88 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2865 | Micro 眶骨钛板 间距12mm    | Micro 眶骨钛板 间距12mm    | 68.87.81 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2866 | Micro 眶骨钛板 间距6mm     | Micro 眶骨钛板 间距6mm     | 68.87.79 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2867 | Micro 眶骨钛板 间距7.5mm   | Micro 眶骨钛板 间距7.5mm   | 68.87.82 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2868 | Micro 眶骨钛板 间距8mm     | Micro 眶骨钛板 间距8mm     | 68.87.80 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2869 | Micro 颅骨钛板 大号 直径22mm | Micro 颅骨钛板 大号 直径22mm | 68.86.83 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2870 | Micro 颅骨钛板 小号 直径13mm | Micro 颅骨钛板 小号 直径13mm | 68.86.81 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2871 | Micro 颅骨钛板 中号 直径18mm | Micro 颅骨钛板 中号 直径18mm | 68.86.82 | 德国Medicon eG |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                    | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------|----------|--------------|------|
| KQ2872 | Micro 双Y型加强钛板 间距长       | Micro 双Y型加强钛板 间距 长      | 68.87.78 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2873 | Micro 双Y型钛板 间距 长        | Micro 双Y型钛板 间距 长        | 68.87.75 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2874 | Micro 双Y型钛板 间距 短        | Micro 双Y型钛板 间距 短        | 68.87.74 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2875 | Micro 钛板 12孔            | Micro 钛板 12孔            | 68.87.12 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2876 | Micro 钛板 16孔            | Micro 钛板 16孔            | 68.87.16 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2877 | Micro 钛板 16孔 短          | Micro 钛板 16孔 短          | 68.87.59 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2878 | Micro 钛板 16孔 短间距        | Micro 钛板 16孔 短间距        | 68.87.49 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2879 | Micro 钛板 16孔 加强型        | Micro 钛板 16孔 加强型        | 68.87.26 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2880 | MICRO 钛板 2孔             | MICRO 钛板 2孔             | 68.87.02 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2881 | MICRO 钛板 2孔             | MICRO 钛板 2孔             | 68.87.03 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2882 | Micro 钛板 4孔             | Micro 钛板 4孔             | 68.87.04 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2883 | Micro 钛板 4孔 加强型 间距7.5mm | Micro 钛板 4孔 加强型 间距7.5mm | 68.87.35 | 德国Medicon eG |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|---------------------|---------------------|----------|--------------|------|
| KQ2884 | Micro 钛板 4孔 间距12mm  | Micro 钛板 4孔 间距12mm  | 68.87.45 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2885 | Micro 钛板 4孔 间距4.5mm | Micro 钛板 4孔 间距4.5mm | 68.87.14 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2886 | Micro 钛板 4孔 间距7.5mm | Micro 钛板 4孔 间距7.5mm | 68.87.34 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2887 | Micro 钛板 4孔 间距9mm   | Micro 钛板 4孔 间距9mm   | 68.87.44 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2888 | Micro 钛板 6孔         | Micro 钛板 6孔         | 68.87.06 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2889 | Micro 钛板 6孔 短       | Micro 钛板 6孔 短       | 68.87.46 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2890 | Micro 钛板 6孔 间距12mm  | Micro 钛板 6孔 间距12mm  | 68.87.48 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2891 | Micro 钛板 6孔 间距7.5mm | Micro 钛板 6孔 间距7.5mm | 68.87.47 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2892 | Micro 钛板 8孔         | Micro 钛板 8孔         | 68.87.08 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2893 | Micro 钛板 8孔 短       | Micro 钛板 8孔 短       | 68.87.58 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2894 | Micro 钛板 弧形 10孔     | Micro 钛板 弧形 10孔     | 68.87.85 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2895 | Micro 钛板 弧形 6孔      | Micro 钛板 弧形 6孔      | 68.87.83 | 德国Medicon eG |      |

| 流水号    | 产品名称               | 产品规格               | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|--------------------|--------------------|----------|--------------|------|
| KQ2896 | Micro 钛板 弧形 8孔     | Micro 钛板 弧形 8孔     | 68.87.84 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2897 | Micro 钛板 弧形 带间距    | Micro 钛板 弧形 带间距    | 68.87.86 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2898 | MICRO 钛网 125*203mm | MICRO 钛网 125*203mm | 68.87.00 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2899 | MICRO 钛网 36*50mm   | MICRO 钛网 36*50mm   | 68.87.01 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2900 | MICRO 钛网 42*32mm   | MICRO 钛网 42*32mm   | 68.86.95 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2901 | Micro 钛网 50*50mm   | Micro 钛网 50*50mm   | 68.87.18 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2902 | Micro 钛网 50*50mm   | Micro 钛网 50*50mm   | 68.87.20 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2903 | MICRO 钛网 51*85mm   | MICRO 钛网 51*85mm   | 68.86.97 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2904 | Micro 钛网 67*132mm  | Micro 钛网 67*132mm  | 68.86.93 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2905 | Micro 钛网 67*132mm  | Micro 钛网 67*132mm  | 68.86.94 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2906 | Micro 钛网 67*82mm   | Micro 钛网 67*82mm   | 68.86.91 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2907 | Micro 钛网 67*82mm   | Micro 钛网 67*82mm   | 68.86.92 | 德国Medicon eG |      |

| 流水号    | 产品名称             | 产品规格                 | 产品型号        | 生产企业                          | 挂网企业 |
|--------|------------------|----------------------|-------------|-------------------------------|------|
| KQ2908 | Micro 钛网 90*90mm | Micro 钛网 90*90mm     | 68.87.19    | 德国Medicon eG                  |      |
| KQ2909 | Micro 钛网 90*90mm | Micro 钛网 90*90mm     | 68.87.21    | 德国Medicon eG                  |      |
| KQ2914 | 金属牙科托槽套装         | Mini Master:MBT .022 | K390-1016A7 | 美国American Orthodontics Corp. |      |
| KQ2917 | MINI 颞骨角钛板 右弯 4孔 | MINI 颞骨角钛板 右弯 4孔     | 68.70.78    | 德国Medicon eG                  |      |
| KQ2918 | MINI 颞骨角钛板 右弯 6孔 | MINI 颞骨角钛板 右弯 6孔     | 68.70.80    | 德国Medicon eG                  |      |
| KQ2919 | MINI 颞骨角钛板 左弯 4孔 | MINI 颞骨角钛板 左弯 4孔     | 68.70.77    | 德国Medicon eG                  |      |
| KQ2920 | MINI 颞骨角钛板 左弯 6孔 | MINI 颞骨角钛板 左弯 6孔     | 68.70.79    | 德国Medicon eG                  |      |
| KQ2921 | MINI 颌成型钛板 10mm  | MINI 颌成型钛板 10mm      | 68.72.10    | 德国Medicon eG                  |      |
| KQ2922 | MINI 颌成型钛板 12mm  | MINI 颌成型钛板 12mm      | 68.72.12    | 德国Medicon eG                  |      |
| KQ2923 | MINI 颌成型钛板 4mm   | MINI 颌成型钛板 4mm       | 68.72.04    | 德国Medicon eG                  |      |
| KQ2924 | MINI 颌成型钛板 6mm   | MINI 颌成型钛板 6mm       | 68.72.06    | 德国Medicon eG                  |      |
| KQ2925 | MINI 颌成型钛板 8mm   | MINI 颌成型钛板 8mm       | 68.72.08    | 德国Medicon eG                  |      |

| 流水号    | 产品名称                 | 产品规格                 | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|----------------------|----------------------|----------|--------------|------|
| KQ2926 | MINI 加强钛板 6孔 L型      | MINI 加强钛板 6孔 L型      | 68.84.58 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2927 | MINI 加强钛板 6孔 弧形      | MINI 加强钛板 6孔 弧形      | 68.84.60 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2928 | MINI 加强钛板 8孔 L型      | MINI 加强钛板 8孔 L型      | 68.84.57 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2929 | MINI 加强钛板 间断6孔 弧形    | MINI 加强钛板 间断6孔 弧形    | 68.84.59 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2930 | MINI 眶骨钛板 4孔 间距12mm  | MINI 眶骨钛板 4孔 间距12mm  | 68.70.85 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2931 | MINI 眶骨钛板 4孔 间距8mm   | MINI 眶骨钛板 4孔 间距8mm   | 68.70.84 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2932 | MINI 眶骨钛板 5孔 间距7.5mm | MINI 眶骨钛板 5孔 间距7.5mm | 68.70.87 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2933 | MINI 眶骨钛板 6孔 间距15mm  | MINI 眶骨钛板 6孔 间距15mm  | 68.70.86 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2934 | MINI 眶骨钛板 7孔 间距7.5mm | MINI 眶骨钛板 7孔 间距7.5mm | 68.70.88 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2935 | MINI 钛板 10孔          | MINI 钛板 10孔          | 68.70.10 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2936 | MINI 钛板 10孔 低沉头      | MINI 钛板 10孔 低沉头      | 68.73.10 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2937 | MINI 钛板 12孔          | MINI 钛板 12孔          | 68.71.12 | 德国Medicon eG |      |



| 流水号    | 产品名称                  | 产品规格                  | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|-----------------------|-----------------------|----------|--------------|------|
| KQ2938 | MINI 钛板 14孔           | MINI 钛板 14孔           | 68.71.14 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2939 | MINI 钛板 16孔           | MINI 钛板 16孔           | 68.71.16 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2940 | MINI 钛板 2孔 低沉头        | MINI 钛板 2孔 低沉头        | 68.73.02 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2941 | MINI 钛板 4孔 低沉头        | MINI 钛板 4孔 低沉头        | 68.73.04 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2942 | MINI 钛板 4孔 低沉头 间距12mm | MINI 钛板 4孔 低沉头 间距12mm | 68.73.24 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2943 | MINI 钛板 4孔 低沉头 间距9mm  | MINI 钛板 4孔 低沉头 间距9mm  | 68.73.14 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2944 | MINI 钛板 4孔 间距9mm      | MINI 钛板 4孔 间距9mm      | 68.70.14 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2945 | MINI 钛板 5孔 间距7.5mm    | MINI 钛板 5孔 间距7.5mm    | 68.70.15 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2946 | MINI 钛板 6孔            | MINI 钛板 6孔            | 68.70.06 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2947 | MINI 钛板 6孔 低沉头        | MINI 钛板 6孔 低沉头        | 68.73.06 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2948 | MINI 钛板 6孔 低沉头 间距9mm  | MINI 钛板 6孔 低沉头 间距9mm  | 68.73.16 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2949 | MINI 钛板 6孔 间距12mm     | MINI 钛板 6孔 间距12mm     | 68.70.26 | 德国Medicon eG |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                    | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------|----------|--------------|------|
| KQ2950 | MINI 钛板 6孔 间距9mm        | MINI 钛板 6孔 间距9mm        | 68.70.16 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2951 | MINI 钛板 8孔              | MINI 钛板 8孔              | 68.70.08 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2952 | MINI 钛板 8孔 低沉头          | MINI 钛板 8孔 低沉头          | 68.73.08 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2953 | MINI 钛板 右弯              | MINI 钛板 右弯              | 68.70.31 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2954 | MINI 钛板 左弯              | MINI 钛板 左弯              | 68.70.30 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2955 | MINI多格网状钛板 长方形格<br>1*2格 | MINI多格网状钛板 长方形格<br>1*2格 | 68.72.72 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2956 | MINI多格网状钛板 长方形格<br>1*2格 | MINI多格网状钛板 长方形格<br>1*2格 | 68.72.82 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2957 | MINI多格网状钛板 长方形格<br>1*3格 | MINI多格网状钛板 长方形格<br>1*3格 | 68.72.73 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2958 | MINI多格网状钛板 长方形格<br>1*3格 | MINI多格网状钛板 长方形格<br>1*3格 | 68.72.83 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2959 | MINI多格网状钛板 长方形格<br>1格   | MINI多格网状钛板 长方形格 1<br>格  | 68.72.71 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2960 | MINI多格网状钛板 长方形格<br>1格   | MINI多格网状钛板 长方形格 1<br>格  | 68.72.81 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2961 | MINI多格网状钛板 长方形格<br>3*3格 | MINI多格网状钛板 长方形格<br>3*3格 | 68.72.89 | 德国Medicon eG |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                    | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------|----------|--------------|------|
| KQ2962 | MINI多格网状钛板 长方形格<br>3*5格 | MINI多格网状钛板 长方形格<br>3*5格 | 68.72.85 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2963 | MINI多格网状钛板 长方形格<br>3*5格 | MINI多格网状钛板 长方形格<br>3*5格 | 68.72.95 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2964 | MINI多格网状钛板 长方形格<br>5*3格 | MINI多格网状钛板 长方形格<br>5*3格 | 68.72.79 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2965 | MINI多格网状钛板 正方形格<br>1*2格 | MINI多格网状钛板 正方形格<br>1*2格 | 68.72.52 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2966 | MINI多格网状钛板 正方形格<br>1*2格 | MINI多格网状钛板 正方形格<br>1*2格 | 68.72.62 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2967 | MINI多格网状钛板 正方形格<br>1*3格 | MINI多格网状钛板 正方形格<br>1*3格 | 68.72.53 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2968 | MINI多格网状钛板 正方形格<br>1*3格 | MINI多格网状钛板 正方形格<br>1*3格 | 68.72.63 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2969 | MINI多格网状钛板 正方形格<br>1格   | MINI多格网状钛板 正方形格 1<br>格  | 68.72.51 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2970 | MINI多格网状钛板 正方形格<br>1格   | MINI多格网状钛板 正方形格 1<br>格  | 68.72.61 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2971 | MINI多格网状钛板 正方形格<br>3*3格 | MINI多格网状钛板 正方形格<br>3*3格 | 68.72.59 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2972 | MINI多格网状钛板 正方形格<br>3*3格 | MINI多格网状钛板 正方形格<br>3*3格 | 68.72.69 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2973 | MINI多格网状钛板 正方形格<br>3*5格 | MINI多格网状钛板 正方形格<br>3*5格 | 68.72.75 | 德国Medicon eG |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                   | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|------------------------|------------------------|----------|--------------|------|
| KQ2974 | MINI加强钛板 8孔带桥          | MINI加强钛板 8孔带桥          | 68.84.51 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2975 | MINI眶骨钛板 4孔 间距12mm 低沉头 | MINI眶骨钛板 4孔 间距12mm 低沉头 | 68.73.85 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2976 | MINI眶骨钛板 5孔 间距15mm 低沉头 | MINI眶骨钛板 5孔 间距15mm 低沉头 | 68.73.86 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2977 | MINI眶骨钛板 7孔 低沉头        | MINI眶骨钛板 7孔 低沉头        | 68.73.88 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2978 | MINI眶骨钛板 8孔 低沉头        | MINI眶骨钛板 8孔 低沉头        | 68.73.89 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2979 | MINI锁定钛板 16孔           | MINI锁定钛板 16孔           | 68.84.26 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2980 | MINI锁定钛板 4孔带桥          | MINI锁定钛板 4孔带桥          | 68.84.28 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2981 | MINI锁定钛板 5*10 孔 右      | MINI锁定钛板 5*10 孔 右      | 68.84.20 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2982 | MINI锁定钛板 5*10 孔 左      | MINI锁定钛板 5*10 孔 左      | 68.84.21 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2983 | MINI锁定钛板 6孔 带桥         | MINI锁定钛板 6孔 带桥         | 68.84.27 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2984 | MINI锁定钛板 6孔 弧形         | MINI锁定钛板 6孔 弧形         | 68.84.22 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2985 | MINI锁定钛板 6孔 弧形带桥       | MINI锁定钛板 6孔 弧形带桥       | 68.84.24 | 德国Medicon eG |      |

| 流水号    | 产品名称               | 产品规格               | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|--------------------|--------------------|----------|--------------|------|
| KQ2986 | MINI锁定钛板 8孔 弧形带桥   | MINI锁定钛板 8孔 弧形带桥   | 68.84.25 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2987 | MINI钛板 16孔 低沉头     | MINI钛板 16孔 低沉头     | 68.73.11 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2988 | MINI钛板 4孔 短 间距10mm | MINI钛板 4孔 短 间距10mm | 68.74.24 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2989 | MINI钛板 4孔 短 间距12mm | MINI钛板 4孔 短 间距12mm | 68.74.44 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2990 | MINI钛板 4孔 短 间距6mm  | MINI钛板 4孔 短 间距6mm  | 68.74.04 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2991 | MINI钛板 4孔 短 间距8mm  | MINI钛板 4孔 短 间距8mm  | 68.74.14 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2992 | MINI钛板 6孔 短 间距10mm | MINI钛板 6孔 短 间距10mm | 68.74.16 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2993 | MINI钛板 6孔 短 间距12mm | MINI钛板 6孔 短 间距12mm | 68.74.26 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2994 | MINI钛板 6孔 短 间距8mm  | MINI钛板 6孔 短 间距8mm  | 68.74.06 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2995 | MINI钛板 6孔 间距7.5mm  | MINI钛板 6孔 间距7.5mm  | 68.74.36 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2996 | MINI钛板 T型 低沉头      | MINI钛板 T型 低沉头      | 68.73.52 | 德国Medicon eG |      |
| KQ2997 | MINI钛板 Y 低沉头       | MINI钛板 Y 低沉头       | 68.73.50 | 德国Medicon eG |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                | 产品型号             | 生产企业                        | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------|------|
| KQ2998 | MINI钛板 Y 低沉头 间距<br>12mm | MINI钛板 Y 低沉头 间距12mm | 68.73.51         | 德国Medicon eG                |      |
| KQ2999 | MINI钛板 Y型 5孔            | MINI钛板 Y型 5孔        | 68.84.50         | 德国Medicon eG                |      |
| KQ3001 | MINI钛网 32*75mm          | MINI钛网 32*75mm      | 68.80.05         | 德国Medicon eG                |      |
| KQ3002 | MINI钛网 36*180mm         | MINI钛网 36*180mm     | 68.80.08         | 德国Medicon eG                |      |
| KQ3003 | MINI钛网 65*75mm          | MINI钛网 65*75mm      | 68.80.06         | 德国Medicon eG                |      |
| KQ3004 | MINI钛网 75*180mm         | MINI钛网 75*180mm     | 68.80.19         | 德国Medicon eG                |      |
| KQ3009 | US 美观抛光保护帽              | MPCR100\$MPCW100    | MPCR100\$MPCW100 | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3013 | MS 深度计                  | MSDG                | MSDG             | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3014 | MS螺丝起                   | MSDMS               | MSDMS            | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3015 | 螺丝起分离器                  | MSDS                | MSDS             | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3016 | MS螺丝起                   | MSDTL\$MSDTS        | MSDTL\$MSDTS     | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3018 | MS螺丝起                   | MSPML\$MSPMS        | MSPML\$MSPMS     | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |

| 流水号    | 产品名称           | 产品规格                                                          | 产品型号                                                               | 生产企业                        | 挂网企业 |
|--------|----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| KQ3019 | MS螺丝起          | MSPTL\$MSPTS                                                  | MSPTL\$MSPTS                                                       | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3020 | US美观低端取模柱      | MSR100B\$MSR200B\$MSW100B\$MSW200B                            | MSR100B\$MSR200B\$MSW100B\$MSW200B                                 | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3024 | US美观低端转移取模柱    | MTTR100\$MTTW100                                              | MTTR100\$MTTW100                                                   | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3034 | New Hanaro工具套装 | New Hanaro工具套装型号:HKA2工具套装                                     | New Hanaro工具套装型号:HKA2 组件型号:Hanaro工具套装型                             | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3036 | 种植体            | NP-3.0\$RP-3.5\$WP-4.3\$XP-5.0                                | NP-3.0\$RP-3.5\$WP-4.3\$XP-5.0                                     | 雅定植体（香港）有限公司                |      |
| KQ3050 | Octa 基台螺丝起     | ODSS\$ODSL\$ODRS\$ODRL                                        | ODSS\$ODSL\$ODRS\$ODRL                                             | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3051 | GS植牙外科套装       | OGSK2套装 含下述的钻、螺丝刀、扳子、平行销、深度计、延长杆和固定器底座除去工具等。包                 | OGSK2\$3D2715FNLC01\$3D3008LC01\$3D3010LC01\$3D3011\$LC01\$3D3013L | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3052 | 螺丝起头           | OHDT\$OCDT                                                    | OHDT\$OCDT                                                         | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3053 | 正畸手动螺丝起        | OHMD\$OCMD\$OHHD\$OCHD                                        | OHMD\$OCMD\$OHHD\$OCHD                                             | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3059 | 固位螺丝起          | ORDML\$ORDMS\$ORDRL\$ORDRS\$ORDWL\$ORDWS\$ORD45S\$ORD45L      | ORDML\$ORDMS\$ORDRL\$ORDRS\$ORDWL\$ORDWS\$ORD45S\$ORD45L           | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3062 | 组织剔挖器方向指示器     | OSIDG                                                         | OSIDG                                                              | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3063 | 纯钛人工牙种植体及顶盖螺钉  | osseous种植体 1 3.3*11.5mm\$osseous种植体 2 3.3*13 mm\$osseous种植体 3 | osseous种植体 1 3.3*11.5mm\$osseous种植体 2 3.3*13                       | 西班牙 MOZO-GRAU, S.L.         |      |

| 流水号    | 产品名称              | 产品规格                                                                               | 产品型号                                                                                   | 生产企业                            | 挂网企业 |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| KQ3064 | 普通手柄              | OUH                                                                                | OUH                                                                                    | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.     |      |
| KQ3065 | Ultra种植体套装        | OUK, 套装, 含下述的钻、螺丝刀、螺丝模、扳手。包装为非灭菌包装                                                 | OUK: 3D4613FNLC\$OUK:<br>3D5513FNLC\$OUK:<br>3D6513FNLC\$OUK:                          | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.     |      |
| KQ3069 | 机用根管螺旋输送机         | P-C型-25#P-C型-30#P-C型-35#P-C型-40#                                                   | 21mm长25#21mm长<br>30#21mm长35#21mm长<br>40#21mm长25#-40#                                   | 深圳市速航科技发展有限公司                   |      |
| KQ3070 | 聚羧酸锌水门汀 (Poly -F) | Poly-F 粉剂70g\$Poly-F 液剂40ml                                                        | Poly-F 粉剂70g\$Poly-F 液剂40ml                                                            | 德国DENTSPLY Detrey GmbH          |      |
| KQ3071 | Pre-Fit尖牙带环       | Pre-Fit尖牙带环                                                                        | UL\$LL\$UR\$LR                                                                         | 托博正畸器械(无锡)有限公司                  |      |
| KQ3072 | Pre-Fit磨牙带环       | Pre-Fit磨牙带环内侧表面光滑。UL\$Pre-Fit磨牙带环内侧表面光滑。LL\$Pre-Fit磨牙带环内                           | UL\$LL\$UR\$LR                                                                         | 托博正畸器械(无锡)有限公司                  |      |
| KQ3073 | Pre-Fit双尖牙带环      | Pre-Fit双尖牙带环                                                                       | UL\$LL\$UR\$LR                                                                         | 托博正畸器械(无锡)有限公司                  |      |
| KQ3078 | Procera瑞典扫描计算机全瓷  | Procera瑞典扫描计算机全瓷(定制式)                                                              | 定制式                                                                                    | 深圳市金悠然科技有限公司                    |      |
| KQ3084 | US 塑料圆柱           | PSM100\$PSM200\$PSR100\$PSR200\$PSW100\$PSW200\$RPSW100\$RPSW200\$TPSW100\$TPSW200 | PSM100\$PSM200\$PSR100\$PSR200\$PSW100\$PSW200\$RPSW100\$RPSW200\$TPSW100\$TPSW200\$TP | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.     |      |
| KQ3085 | 机用根管口扩大针 (P / G钻) | P钻:1# ; 长度:28mm\$P钻:1# ; 长度:32mm\$P钻:2# ; 长度:28mm\$P钻:2# ; 长度:32mm\$P              | PEESO REAMERS\$GATES DRILLS                                                            | 日本Mani, Inc. (马尼株式会社) 日本マニー株式会社 |      |
| KQ3099 | 3M非金属托槽           | ROTH直丝零配                                                                           | 左上中切牙 6001-701\$<br>右上中切牙 6001-702\$<br>左上侧切牙 6001-703\$                               | 美国3M UNITEK CORPORATION         |      |
| KQ3100 | 3M非金属托槽           | ROTH直丝套装 (.022)                                                                    | 6010-701                                                                               | 美国3M UNITEK CORPORATION         |      |





| 流水号    | 产品名称          | 产品规格                                                                                                              | 产品型号                                                               | 生产企业                | 挂网企业 |
|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| KQ3124 | 覆盖螺钉          | S0CS4835\$S0CS6543                                                                                                | S0CS4835\$S0CS6543                                                 | 韩国 Dentium Co., Ltd |      |
| KQ3125 | 分体式基台（非八角）    | S0DAB4840N\$S0DAB4855N\$S0DAB4870N\$S0DAB6540N\$S0DAB6555N\$S0DAB6570N                                            | S0DAB4840N\$S0DAB4855N\$S0DAB4870N\$S0DAB6540N\$S0DAB6555N\$S0DAB  | 韩国 Dentium Co., Ltd |      |
| KQ3126 | 分体式基台（八角）     | S0DAB48400\$S0DAB48550\$S0DAB48700\$S0DAB65400\$S0DAB65550\$S0DAB65700                                            | S0DAB48400\$S0DAB48550\$S0DAB48700\$S0DAB65400\$S0DAB65550\$S0DAB  | 韩国 Dentium Co., Ltd |      |
| KQ3128 | 牙科种植体         | S0FX654308R\$S0FX654310R\$S0FX654312R\$S0FX654314R\$S0FX654808R\$S0FX654810R\$S0FX654812R\$                       | S0FX654308R\$S0FX654310R\$S0FX654312R\$S0FX654314R\$S0FX654808R\$  | 韩国 Dentium Co., Ltd |      |
| KQ3129 | 愈合基台          | SOHAB4810\$SOHAB4820\$SOHAB4830\$SOHAB4840\$SOHAB6510\$SOHAB6520\$SOHAB6530\$SOHAB6540                            | SOHAB4810\$SOHAB4820\$SOHAB4830\$SOHAB4840\$SOHAB6510\$SOHAB6520\$ | 韩国 Dentium Co., Ltd |      |
| KQ3130 | 分体式可研磨基台（非八角） | SOMAB4810N\$SOMAB4820N\$SOMAB4830N\$SOMAB4840N\$SOMAB6510N\$SOMAB6520N\$SOMAB6530N\$SOMAB6540N\$SOMAB6510N\$SOMAB | SOMAB4810N\$SOMAB4820N\$SOMAB4830N\$SOMAB4840N\$SOMAB6510N\$SOMAB  | 韩国 Dentium Co., Ltd |      |
| KQ3131 | 分体式可研磨基台（八角）  | SOMAB48100\$SOMAB48200\$SOMAB48300\$SOMAB48400\$SOMAB65100\$SOMAB65200\$SOMAB65300\$SOMAB65400\$SOMAB65100\$SOMAB | SOMAB48100\$SOMAB48200\$SOMAB48300\$SOMAB48400\$SOMAB65100\$SOMAB  | 韩国 Dentium Co., Ltd |      |
| KQ3132 | 螺栓固位型基台       | S0SAB48\$S0SAB65                                                                                                  | S0SAB48\$S0SAB65                                                   | 韩国 Dentium Co., Ltd |      |
| KQ3133 | 一体式基台         | S0SAB4840N\$S0SAB4855N\$S0SAB4870N\$S0SAB6540N\$S0SAB6555N\$S0SAB6570N                                            | S0SAB4840N\$S0SAB4855N\$S0SAB4870N\$S0SAB6540N\$S0SAB6555N\$S0SAB  | 韩国 Dentium Co., Ltd |      |
| KQ3134 | 钛基底（六角）       | S0STC48H\$S0STC65H                                                                                                | S0STC48H\$S0STC65H                                                 | 韩国 Dentium Co., Ltd |      |
| KQ3135 | 钛基底（非六角）      | S0STC48H\$S0STC65H                                                                                                | S0STC48H\$S0STC65H                                                 | 韩国 Dentium Co., Ltd |      |
| KQ3136 | 攻丝钻           | SOXTD3433\$SOXTD3435\$SOXTD3833\$SOXTD3835\$SOXTD4333\$SOXTD4335\$SOXTD4833\$SOXTD4835                            | SOXTD3433\$SOXTD3435\$SOXTD3833\$SOXTD3835\$SOXTD4333\$SOXTD4335\$ | 韩国 Dentium Co., Ltd |      |

| 流水号    | 产品名称               | 产品规格                                                                                    | 产品型号                                                                | 生产企业                        | 挂网企业 |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| KQ3138 | US 标准抛光保护帽         | SPCR100                                                                                 | SPCR100                                                             | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3141 | US标准塑料圆柱           | SPS100                                                                                  | SPS100                                                              | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3143 | US 标准替代体           | SRR300                                                                                  | SRR300                                                              | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3166 | US 螺丝起             | SSNMDRL\$SSNMDRS                                                                        | SSNMDRL\$SSNMDRS                                                    | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3171 | US 标准取模柱           | SSR100B                                                                                 | SSR100B                                                             | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3173 | 种植体螺丝起             | SSRFDL\$SSRFDS\$USMFDL\$USRFDL\$USWFDL                                                  | SSRFDL\$SSRFDS\$USMFDL\$USRFDL\$USWFDL                              | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3181 | US 标准转移取模柱         | STR100                                                                                  | STR100                                                              | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3186 | 基台分离螺丝起            | TASD                                                                                    | TASD                                                                | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3187 | 螺丝起手柄              | TIDHC                                                                                   | TIDHC                                                               | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3192 | 扭矩起子               | TRSD05S\$TRSD05L\$TRSD05E\$TRHD09S\$TRHD12S\$TRHD12L\$TRHD12E\$TIHD20S\$TIHD20L\$TIHD27 | TRSD05S\$TRSD05L\$TRSD05E\$TRHD09S\$TRHD12S\$TRHD12L\$TRHD12E\$TIHD | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3199 | T型 MINI 钛板 短       | T型 MINI 钛板 短                                                                            | 68.74.60                                                            | 德国Medicon eG                |      |
| KQ3200 | T型 MINI 钛板 短 间距8mm | T型 MINI 钛板 短 间距8mm                                                                      | 68.74.61                                                            | 德国Medicon eG                |      |

| 流水号    | 产品名称               | 产品规格                                                          | 产品型号                                                 | 生产企业                        | 挂网企业 |
|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| KQ3201 | T型 MINI 钛板 短 间距8mm | T型 MINI 钛板 短 间距8mm                                            | 68.74.61                                             | 德国Medicon eG                |      |
| KQ3202 | T型MINI钛板           | T型MINI钛板                                                      | 68.70.60                                             | 德国Medicon eG                |      |
| KQ3203 | T型MINI钛板 间距12mm    | T型MINI钛板 间距12mm                                               | 68.70.65                                             | 德国Medicon eG                |      |
| KQ3204 | T型MINI钛板 间距9mm     | T型MINI钛板 间距9mm                                                | 68.70.61                                             | 德国Medicon eG                |      |
| KQ3205 | 内固定钛板              | T型普通板，孔数:4，厚度:0.6mm。\$T型普通板，孔数:4，厚度:1.0mm。\$T型普通              | YT0.6-02\$YT1.0-01                                   | 宁波慈北医疗器械有限公司                |      |
| KQ3206 | GripTite磨牙带环       | UL GripTite磨牙带环内侧表面有机械锁结凹槽，增强粘结力。\$LL GripTite磨牙带环内侧表面        | UL\$LL\$UR\$LR                                       | 托博正畸器械（无锡）有限公司              |      |
| KQ3208 | US 螺丝起             | USNMDML\$USNMDMS\$USNMDRL\$USNMDRL\$USNMDRS\$USNMDWL\$USNMDWS | USNMDML\$USNMDMS\$USNMDRL\$USNMDRS\$USNMDWL\$USNMDWS | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3210 | 深度计                | UWFTP55                                                       | UWFTP55                                              | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ3213 | 咬合记录硅橡胶            | Variotime Bite 50ml / 支 / 套                                   | Variotime Bite 50ml / 支 / 套                          | 德国Heraeus Kulzer GmbH       |      |
| KQ3214 | Variotime硅橡胶       | VARIOTIME DYNAMIX HEAVY TRAY 380ml / 支                        | VARIOTIME DYNAMIX HEAVY TRAY 380ml / 支               | 德国Heraeus Kulzer GmbH       |      |
| KQ3215 | 弹性体印模材料            | VARIOTIME HEAVY TRAY, 50ML / 支 / 套                            | VARIOTIME HEAVY TRAY, 50ML / 支 / 套                   | 德国Heraeus Kulzer GmbH       |      |
| KQ3216 | Variotime硅橡胶       | VARIOTIME MONOPHASE 50ml / 支                                  | VARIOTIME MONOPHASE 50ml / 支                         | 德国Heraeus Kulzer GmbH       |      |

| 流水号    | 产品名称   | 产品规格                                                                                                     | 产品型号                                                                         | 生产企业                          | 挂网企业 |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| KQ3217 | 3M金属托槽 | Victory系列标准MBT金属托槽<br>(尖牙带钩) 0.022                                                                       | 017-552                                                                      | 美国3M UNITEK CORPORATION       |      |
| KQ3218 | 3M金属托槽 | Victory系列迷你MBT超薄型直丝<br>弓托槽0.022                                                                          | 024-124                                                                      | 美国3M UNITEK CORPORATION       |      |
| KQ3220 | 金属牙科托槽 | Vision LP:MBT系统 (.018)<br>\$Vision LP:MBT系统 (.022)<br>\$Vision LP:ROTH系统 (.018)                          | B475-1117A\$B485-<br>1117A\$B475-<br>1112A\$B485-                            | 美国American Orthodontics Corp. |      |
| KQ3223 | 内固定钛板  | V型普通板, 孔数:4, 厚<br>度:0.6mm\$V型普通板, 孔数:4,<br>厚度:1.0mm\$V型普通板, 孔                                            | YV0.6-01\$YV0.6-<br>02\$YV0.6-03\$YV0.6-<br>04\$YV0.6-06\$YV0.6-             | 宁波慈北医疗器械有限公司                  |      |
| KQ3224 | 内固定钛板  | V型普通板, 孔数:8, 厚<br>度:0.6mm\$V型普通板, 孔数:8,<br>厚度:1.0mm\$V型普通板, 孔                                            | YV0.6-07\$YV0.6-<br>08\$YV0.6-09\$YV0.6-<br>13\$YV0.6-14\$YV1.0-             | 宁波慈北医疗器械有限公司                  |      |
| KQ3225 | 内固定钛板  | V型普通钛板, 孔数:4, 厚<br>度:1.5mm\$V型普通钛板, 孔<br>数:6, 厚度:1.5mm                                                   | YV1.5-15\$YV1.5-16                                                           | 宁波慈北医疗器械有限公司                  |      |
| KQ3226 | 根管润滑剂  | Well-Prep (6克 / 支)                                                                                       | Well-Prep (6克 /<br>支)                                                        | 韩国Vericom Co., Ltd            |      |
| KQ3232 | 加长杆    | XDE1                                                                                                     | XDE1                                                                         | 韩国 Dentium Co., Ltd           |      |
| KQ3244 | 六角扳手   | XHD23W\$XHD25W\$XHD27W                                                                                   | XHD23W\$XHD25W\$XHD27W                                                       | 韩国 Dentium Co., Ltd           |      |
| KQ3245 | 六角扳手   | XHD26T\$XHD30T                                                                                           | XHD26T\$XHD30T                                                               | 韩国 Dentium Co., Ltd           |      |
| KQ3246 | 扳手     | XHDHT                                                                                                    | XHDHT                                                                        | 韩国 Dentium Co., Ltd           |      |
| KQ3247 | 种植体接头  | XID21W\$XID22W\$XID23W\$XID24W\$<br>XID25W\$XID26W\$XID27W\$XID28W\$<br>XID29W\$XID30W\$XID31W\$XID32W\$ | XID21W\$XID22W\$XID23W\$<br>XID24W\$XID25W\$XID26<br>W\$XID27W\$XID28W\$XID2 | 韩国 Dentium Co., Ltd           |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                                                 | 产品型号                                                       | 生产企业                                | 挂网企业 |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| KQ3251 | 转换接头                | XMA21W                                               | XMA21W                                                     | 韩国 Dentium Co., Ltd                 |      |
| KQ3260 | 圆钻                  | XRB2033\$XRB3033                                     | XRB2033\$XRB3033                                           | 韩国 Dentium Co., Ltd                 |      |
| KQ3267 | 可吸收颅颌面固定板           | X形                                                   | 8531507X                                                   | 芬兰ConMed Linvatec Biomaterials Ltd. |      |
| KQ3268 | 一次性口腔检查包            | X型                                                   | X型                                                         | 沧州市岚康医用开发有限公司                       |      |
| KQ3271 | 内固定钛板               | X型普通板, 孔数:4, 厚度:0.6mm。\$X型普通板, 孔数:4, 厚度:0.8mm。\$X型普通 | YX0.6-01\$YX0.6-02\$YX0.6-03\$YX0.8-02\$YX0.8-03\$YX1.0-01 | 宁波慈北医疗器械有限公司                        |      |
| KQ3275 | 双Y型 MINI钛板4孔 间距15mm | Y型4孔 15mm                                            | 68.70.58                                                   | 德国Medicon eG                        |      |
| KQ3276 | Y型 MINI钛板 间距 9mm    | Y型5孔 间距9mm                                           | 68.70.49                                                   | 德国Medicon eG                        |      |
| KQ3277 | Y型MINI 鼻骨钛板         | Y型MINI 鼻骨钛板                                          | 68.70.76                                                   | 德国Medicon eG                        |      |
| KQ3278 | Y型MINI钛板            | Y型MINI钛板                                             | 68.70.50                                                   | 德国Medicon eG                        |      |
| KQ3279 | Y型MINI钛板 间距12mm 宽   | Y型MINI钛板 间距12mm 宽                                    | 68.70.54                                                   | 德国Medicon eG                        |      |
| KQ3280 | Y型MINI钛板 间距12mm 窄   | Y型MINI钛板 间距12mm 窄                                    | 68.70.52                                                   | 德国Medicon eG                        |      |
| KQ3281 | Y型MINI钛板 间距9mm 宽    | Y型MINI钛板 间距9mm 宽                                     | 68.70.53                                                   | 德国Medicon eG                        |      |

| 流水号    | 产品名称              | 产品规格                                      | 产品型号                                   | 生产企业           | 挂网企业         |
|--------|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|--------------|
| KQ3282 | Y型MINI钛板 间距9mm 窄  | Y型MINI钛板 间距9mm 窄                          | 68.70.51                               | 德国Medicon eG   |              |
| KQ3284 | 内固定钛板             | Y型普通板，孔数:4，厚度:0.6mm\$Y型普通板，孔数:4，厚度:1.0mm  | YY0.6-02\$YY0.6-03\$YY1.0-01\$YY1.0-02 | 宁波慈北医疗器械有限公司   |              |
| KQ3289 | 天博齿固              | zc-j基本型（粉状 颗粒）                            | 直径φ0.25-1mm 0.25g / 瓶                  | 北京市意华健科贸有限责任公司 |              |
| KQ3290 | 天博齿固              | zc-j基本型（粉状 颗粒）                            | 直径φ0.25-1mm 0.5g / 瓶                   | 北京市意华健科贸有限责任公司 |              |
| KQ3350 | 八孔T形钛板            | 八孔T形钛板                                    | 78.87.73                               | 德国Medicon eG   |              |
| KQ3351 | 八孔平行四边形板          | 八孔平行四边形板                                  | 78.87.79                               | 德国Medicon eG   |              |
| KQ3352 | 八孔平行四边形板 孔直径2.5mm | 八孔平行四边形板                                  | 78.87.98                               | 德国Medicon eG   |              |
| KQ3353 | 八孔右L形钛板           | 八孔右L形钛板                                   | 78.87.78                               | 德国Medicon eG   |              |
| KQ3354 | 八孔右L型钛板 孔直径2.5mm  | 八孔右L型钛板 孔直径2.5mm                          | 78.87.97                               | 德国Medicon eG   |              |
| KQ3355 | 八孔左L形钛板           | 八孔左L形钛板                                   | 78.87.77                               | 德国Medicon eG   |              |
| KQ3356 | 八孔左L型钛板，孔直径2.5mm  | 八孔左L型钛板，孔直径2.5mm                          | 78.87.96                               | 德国Medicon eG   |              |
| KQ3372 | 一次性使用口腔器械盒        | 本产品由一次性使用牙探针，一次性使用口腔镜，一次性使用围巾及一次性使用托盘组成，无 | 标准配置KQH-1                              | 江西瀛海医疗器械有限公司   | 江西瀛海医疗器械有限公司 |

| 流水号    | 产品名称                  | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                      | 生产企业                                                      | 挂网企业            |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| KQ3375 | 鼻部赈复钛板                | 鼻部赈复钛板                                                                                         | 68.80.31                                                  | 德国Medicon eG                                              |                 |
| KQ3376 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂          | 编号1047: 5g / 管x2管 / 盒\$编号1307:2ml / 注射器 x 2支 / 盒                                               | 1047\$1307                                                | 德国 Voco GmbH                                              |                 |
| KQ3377 | 变色龙                   | 变色龙型                                                                                           | 变色龙型                                                      | 贺利氏古莎齿科有限公司                                               |                 |
| KQ3378 | 变色螺纹桩补充装 (10*1 1#-6#) | 变色螺纹桩补充装 (10*1 1#-6#)                                                                          | Z-1.2\$Z-1.4\$Z-1.6                                       | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司                                           | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 |
| KQ3379 | 变色直桩补充装 (10*1 1#-6#)  | 变色直桩补充装 (10*1 1#-6#)                                                                           | Z-1.2\$Z-1.4\$Z-1.6                                       | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司                                           | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 |
| KQ3385 | 球钻                    | 标准                                                                                             | 26-1110                                                   | 德国DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH                    |                 |
| KQ3386 | ANKYLOS 种植体覆盖螺丝       | 标准                                                                                             | 31010480                                                  | 德国DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH                    |                 |
| KQ3410 | 限位器                   | 标准                                                                                             | 45-5101                                                   | 德国DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH                    |                 |
| KQ3411 | 麻花钻                   | 标准                                                                                             | 45-5102                                                   | 德国DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH                    |                 |
| KQ3413 | 球钻                    | 标准                                                                                             | 45-5130                                                   | 德国DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH                    |                 |
| KQ3430 | 麻花钻                   | D2.0 / L8-15\$D3.0 / L8-15\$D3.4 / L8-15\$D3.8 / L8-15\$D4.5 / L8-15\$D5.5 / L8-15\$D2.0 / L8- | 26-1115\$26-1125\$26-1135\$26-1145\$26-1155\$26-1165\$26- | 德国DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH                    |                 |
| KQ3437 | 动态钛网120*120*0.6mm     | 标准动态钛网120*120*0.6mm                                                                            | 54-00643                                                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |                 |



| 流水号    | 产品名称              | 产品规格                                                                | 产品型号                                          | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ3438 | 动态钛网120*120*0.6mm | 标准动态钛网120*120*0.6mm                                                 | 54-00645                                      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ3439 | 动态钛网120*120*0.6mm | 标准动态钛网120*120*0.6mm                                                 | 54-00651                                      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ3440 | 动态钛网200*200*0.6mm | 标准动态钛网200*200*0.6mm                                                 | 54-00641                                      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ3441 | 动态钛网200*200*0.6mm | 标准动态钛网200*200*0.6mm                                                 | 54-00647                                      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ3442 | 动态钛网200*200*0.6mm | 标准动态钛网200*200*0.6mm                                                 | 54-00653                                      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ3443 | 动态钛网90*90*0.6mm   | 标准动态钛网90*90*0.6mm                                                   | 54-00642                                      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ3444 | 动态钛网90*90*0.6mm   | 标准动态钛网90*90*0.6mm                                                   | 54-00646                                      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ3445 | 动态钛网90*90*0.6mm   | 标准动态钛网90*90*0.6mm                                                   | 54-00650                                      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ3446 | PIM标准型方丝弓带环       | 标准焊接型9#\$标准焊接型10#\$<br>标准焊接型11#\$标准焊接型12#\$<br>标准焊接型13#\$标准焊接型14#\$ | PIM单管方丝弓带环<br>\$PIM掀盖方丝弓带环<br>\$PIM单管掀盖方丝弓带   | 杭州新亚齿科材料有限公司                                              |      |
| KQ3448 | 散装PIM标准型方丝弓带环     | 标准焊接型9#\$标准焊接型10#\$<br>标准焊接型11#\$标准焊接型12#\$<br>标准焊接型13#\$标准焊接型14#\$ | 散装PIM单管方丝弓带环<br>\$散装PIM掀盖方丝弓带环<br>\$散装PIM单管掀盖 | 杭州新亚齿科材料有限公司                                              |      |
| KQ3519 | 套筒1               | 丙烯酸树脂                                                               | PAIL35                                        | 日本BrainBase株式会社                                           |      |
| KQ3520 | 套筒1               | 丙烯酸树脂                                                               | PAIL43                                        | 日本BrainBase株式会社                                           |      |

| 流水号    | 产品名称         | 产品规格                      | 产品型号                                                  | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|--------|--------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| KQ3521 | 套筒1          | 丙烯酸树脂                     | Pattem 4°                                             | 日本BrainBase株式会社                      |      |
| KQ3522 | 口腔用喷砂粉       | 薄荷味:40g / 袋\$柠檬味:40g / 袋。 | 薄荷味: 40g / 袋\$柠檬味: 40g / 袋                            | 法国 SATELEC A company of ACTEON Group |      |
| KQ3523 | 牙科铸造蜡        | 薄蜡片                       | 薄蜡片: 24#\$薄蜡片: 26#\$薄蜡片: 28#\$薄蜡片: 30#                | 上海青浦齿科材料厂                            |      |
| KQ3524 | 口外弓          | 不对称型                      |                                                       | 阜宁三比医疗器械有限公司                         |      |
| KQ3547 | 不锈钢正畸丝-矩形丝   | 不锈钢正畸丝非隐形                 | 矩形丝<br>.016" x.016" \$矩形丝.<br>.016" x.022" \$矩形       | 托博正畸器械(无锡)有限公司                       |      |
| KQ3548 | 澳丝           | 不锈钢正畸丝非隐形                 | 圆形 .012" \$圆形<br>.014" \$圆形 .016" \$<br>圆形 .018" \$圆形 | 托博正畸器械(无锡)有限公司                       |      |
| KQ3549 | 不锈钢正畸丝-圆形丝   | 不锈钢正畸丝非隐形                 | 圆形 .012" \$圆形<br>.014" \$圆形<br>.016" \$圆形 .018" \$    | 托博正畸器械(无锡)有限公司                       |      |
| KQ3550 | 不锈钢隐形正畸丝-矩形丝 | 不锈钢正畸丝隐形丝                 | 矩形丝<br>.016" *.016" \$矩形<br>丝.016" *.022" \$矩形        | 托博正畸器械(无锡)有限公司                       |      |
| KQ3551 | 不锈钢隐形正畸丝-圆形  | 不锈钢正畸丝隐形丝                 | 圆形丝 .016" \$圆形<br>丝.018" \$圆形<br>丝.020"               | 托博正畸器械(无锡)有限公司                       |      |
| KQ3563 | 颅颌面外伤固定系统    | 长4孔接骨板                    | 214-0082                                              | 美国OsteoMed L.P.                      |      |
| KQ3564 | 颅颌面外伤固定系统    | 长6孔接骨板                    | 214-0083                                              | 美国OsteoMed L.P.                      |      |
| KQ3565 | 颅颌面外伤固定系统    | 长I型接骨板                    | 214-0088                                              | 美国OsteoMed L.P.                      |      |

| 流水号    | 产品名称                     | 产品规格                                                   | 产品型号                                             | 生产企业                    | 挂网企业 |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|------|
| KQ3567 | 牙龈收缩线                    | 长度:2.0m, 直径:0.6mm                                      | 长度: 2.0m / 瓶 直径:0.6mm 1#=\$长度: 2.0m / 瓶 直径:0.6mm | 墨西哥Conamco S.A. de C.V. |      |
| KQ3568 | 长头型自攻型微型种植支抗钉, 直径1.2mm   | 长头型自攻型 (Long Head Cylinde), 直径1.2mm                    | LH. 12-05\$LH. 12-06\$LH. 12-07                  | 韩国 Dentos Inc.          |      |
| KQ3569 | 长头型自攻型微型种植支抗钉, 直径1.3mm   | 长头型自攻型 (Long Head Cylinder), 直径1.3mm                   | LH. 13-05\$LH. 13-06\$LH. 13-07                  | 韩国 Dentos Inc.          |      |
| KQ3570 | 长头型自攻自钻型微型种植支抗钉, 直径1.5mm | 长头型自攻自钻型 (Long Head Tapered), 直径1.5mm                  | LH. 1514-05\$LH. 1514-06\$LH. 1514-07\$LH. 1514- | 韩国 Dentos Inc.          |      |
| KQ3574 | 一次性使用口腔护理包               | 常规                                                     | 常规                                               | 镇江市丹徒科达医疗用品厂            |      |
| KQ3576 | 一次性使用牙科器械盒               | 常规                                                     | 常规                                               | 浙江省永康市惠康医疗器械厂           |      |
| KQ3591 | 一次性牙科手机                  | 常规 四孔                                                  | 四孔                                               | 河南健立达医疗器械有限公司           |      |
| KQ3596 | 齿科藻酸盐印模材料                | 超高型 (1000克) \$高精度 (1000克) \$通用型 (1000克)                | 该产品由藻酸盐, 石膏和硅藻土等成分组成, 用于牙齿和口腔组织的                 | 陕西精典口腔器材有限公司            |      |
| KQ3597 | 齿科藻酸盐印模材料                | 超高型 (500克) \$高精度 (500克) \$通用型 (500克)                   | 该产品由藻酸盐, 石膏和硅藻土等成分组成, 用于牙齿和口腔组织的                 | 陕西精典口腔器材有限公司            |      |
| KQ3603 | 螺丝                       | 纯钛                                                     | S-pin                                            | 日本BrainBase株式会社         |      |
| KQ3630 | MIM粘结型一体颊面管              | 大, 第一磨牙可揭盖直丝弓, MBT, 方丝, 自锁\$中, 第一磨牙可揭盖直丝弓, MBT, 方丝, 自锁 | 大单管\$中单管\$小单管\$大双管\$中双管\$小双管\$大三管\$中三管\$小        | 金华市创新医疗器械科技有限公司         |      |
| KQ3631 | 腭杆                       | 大、中、小                                                  |                                                  | 阜宁三比医疗器械有限公司            |      |

| 流水号    | 产品名称          | 产品规格                                | 产品型号                              | 生产企业            | 挂网企业 |
|--------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------|
| KQ3637 | 含钛合金金属支架      | 大托，定制式金属支架、基托                       | 含钛合金                              | 佛山市口腔医院义齿制作中心   |      |
| KQ3638 | 镍铬合金金属支架      | 大托，定制式金属支架、基托                       | 镍铬合金                              | 佛山市口腔医院义齿制作中心   |      |
| KQ3642 | 带环就位器         | 带环推（金属柄）\$带环挺（单头）\$带环推（塑柄）\$带环挺（双头） | 带环推（金属柄）\$带环挺（单头）\$带环推（塑柄）\$带环挺（双 | 长沙市天天齿科器材有限公司   |      |
| KQ3648 | 带锁再造钛板 弧型 16孔 | 带锁再造钛板 弧型 16孔                       | 68.98.67                          | 德国Medicon eG    |      |
| KQ3649 | 带锁再造钛板 直型 10孔 | 带锁再造钛板 直型 10孔                       | 68.98.61                          | 德国Medicon eG    |      |
| KQ3650 | 带锁再造钛板 直型 12孔 | 带锁再造钛板 直型 12孔                       | 68.98.62                          | 德国Medicon eG    |      |
| KQ3651 | 带锁再造钛板 直型 14孔 | 带锁再造钛板 直型 14孔                       | 68.98.63                          | 德国Medicon eG    |      |
| KQ3652 | 带锁再造钛板 直型 16孔 | 带锁再造钛板 直型 16孔                       | 68.98.64                          | 德国Medicon eG    |      |
| KQ3653 | 带锁再造钛板 直型 18孔 | 带锁再造钛板 直型 18孔                       | 68.98.65                          | 德国Medicon eG    |      |
| KQ3654 | 带锁再造钛板 直型 6孔  | 带锁再造钛板 直型 6孔                        | 68.98.59                          | 德国Medicon eG    |      |
| KQ3655 | 带锁再造钛板 直型 8孔  | 带锁再造钛板 直型 8孔                        | 68.98.60                          | 德国Medicon eG    |      |
| KQ3658 | 套筒1           | 单冠用，丙烯酸树脂                           | HAT35G                            | 日本BrainBase株式会社 |      |

| 流水号    | 产品名称          | 产品规格      | 产品型号                                  | 生产企业            | 挂网企业 |
|--------|---------------|-----------|---------------------------------------|-----------------|------|
| KQ3659 | 套筒1           | 单冠用，丙烯酸树脂 | HAT43G                                | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ3660 | 套筒1           | 单冠用，丙烯酸树脂 | Pattem 35G                            | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ3661 | 套筒1           | 单冠用，丙烯酸树脂 | Pattem 43G                            | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ3684 | 种植体含钛合金烤瓷     | 定制        | 种植体含钛合金烤瓷，，含钛合金，瓷粉。病人无真牙              | 佛山市口腔医院义齿制作中心   |      |
| KQ3685 | 含钛合金固定义齿金属冠   | 定制金属冠     | 含钛合金材料                                | 佛山市口腔医院义齿制作中心   |      |
| KQ3703 | 聚合瓷牙          | 定制式       | 60%瓷粉，40%纤维材料，聚合材料，全口牙位修复。富有层次感和      | 深圳市美皓义齿科技有限公司   |      |
| KQ3718 | BEGO钴铬烤瓷牙     | 定制式       | BEGO钴铬金属+瓷粉，全口牙位修复，不易裂瓷，起气泡，颜色逼真      | 深圳市美皓义齿科技有限公司   |      |
| KQ3719 | BEGO金属瓷冠（种植牙） | 定制式       | BEGO钴铬金属+瓷粉，适合全口牙位种植修复，与人体骨质兼容性       | 深圳市美皓义齿科技有限公司   |      |
| KQ3722 | BPS不碎胶基托      | 定制式       | BPS不碎胶基托，抗碎裂树脂，用于固定树脂牙，瓷钉牙，塑钢牙        | 佛山市口腔医院义齿制作中心   |      |
| KQ3726 | Frank III 矫正器 | 定制式       | Frank III 矫正器，树脂，镍铬金属支架，用于阻挡软组织，Frank | 佛山市口腔医院义齿制作中心   |      |
| KQ3729 | 生理烤瓷牙         | 定制式       | NEO钴铬+低温瓷粉，全口牙修复。不易磨耗对颌牙，不易裂瓷，电脑      | 深圳市美皓义齿科技有限公司   |      |
| KQ3730 | NEO钴铬烤瓷牙      | 定制式       | NEO钴铬金属+高温瓷粉，全口牙位修复，NEO钴铬合金与陶瓷的       | 深圳市美皓义齿科技有限公司   |      |

| 流水号    | 产品名称            | 产品规格 | 产品型号                                   | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|-----------------|------|----------------------------------------|---------------|------|
| KQ3736 | VITALLIUM支架     | 定制式  | VITALLIUM金属+树脂牙，可用在全口牙位缺失修复，VITALLIUM支 | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ3739 | 二氧化锆贴面          | 定制式  | VITAVM9瓷块，二氧化锆，前牙位修复，硬度强，电脑制作。         | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ3740 | 二氧化锆全瓷牙         | 定制式  | VITAVM9瓷块，二氧化锆，全口牙修复，高硬度，电脑制作。         | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ3741 | 二氧化锆全瓷嵌体，桩核     | 定制式  | VITAVM9瓷块，二氧化锆，全口牙修复，硬度强，电脑制作。         | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ3751 | 钯基合金固定义齿        | 定制式  | 钯基合金固定义齿，钯，基础合金                        | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ3752 | 钯基合金烤瓷          | 定制式  | 钯基合金烤瓷，钯，基础合金，瓷粉（病人有真牙）                | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ3753 | 钯金合金固定义齿        | 定制式  | 钯金合金固定义齿，钯，黄金                          | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ3755 | 钯金合金烤瓷          | 定制式  | 钯金合金烤瓷，钯，黄金，瓷粉。（病人有真牙）                 | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ3758 | 钯银合金烤瓷牙（只报加工费）  | 定制式  | 钯银合金半贵金属A级                             | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ3759 | 钯银合金桩冠瓷牙（只报加工费） | 定制式  | 钯银合金半贵金属A级                             | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ3768 | 拜耳牙             | 定制式  | 拜耳牙+普通树脂+坚固性+美观性                       | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ3769 | 保持器             | 定制式  | 保持器，普通树脂，不带义齿，用于保持小孩口腔内牙齿或牙槽矫          | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号                                 | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|------------|------|--------------------------------------|---------------|------|
| KQ3772 | 铸瓷（义获嘉三代）  | 定制式  | 玻璃陶瓷+手工                              | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ3773 | 铸瓷嵌体       | 定制式  | 玻璃陶瓷嵌体+手工                            | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ3774 | 铸瓷贴面       | 定制式  | 玻璃陶瓷贴面+手工                            | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ3880 | 彩色保持器      | 定制式  | 彩色保持器， 彩色树脂， 不带义齿， 用于保持小孩口腔内牙齿或牙     | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ3883 | 超过微生物合金支架  | 定制式  | 超过微生物合金支架， 高抗腐蚀性钴铬合金， 大托             | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ3886 | 超微生物合金固定义齿 | 定制式  | 超微生物合金固定义齿， 高抗腐蚀性钴铬合金                | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ3887 | 超微生物合金烤瓷   | 定制式  | 超微生物合金烤瓷， 高抗腐蚀性钴铬合金， 瓷粉。（病人有真牙）      | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ3888 | 成品钢网       | 定制式  | 成品钢网， 镍铬合金， 成品钢网， 用于树脂基托底部， 增加强度     | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ3893 | 纯钛烤瓷牙      | 定制式  | 纯钛+电脑辅助设计                            | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ3895 | 纯钛大钢托      | 定制式  | 纯钛大托+电脑辅助设计                          | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ3896 | 纯钛固定义齿     | 定制式  | 纯钛固定义齿， 纯钛                           | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ3898 | 纯钛金属冠， 桩   | 定制式  | 纯钛含量95%， 纯钛， 后牙位修复。 钛具有强度高， 密度小， 电脑制 | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称      | 产品规格 | 产品型号                             | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|-----------|------|----------------------------------|---------------|------|
| KQ3899 | 纯钛烤瓷牙     | 定制式  | 纯钛含量95%，纯钛金属，瓷粉，全口牙位修复，钛具有强度高，密  | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ3901 | 纯钛合金烤瓷    | 定制式  | 纯钛合金烤瓷， 纯钛，瓷粉（病人有真牙）             | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ3903 | 纯钛合金支架    | 定制式  | 纯钛合金支架， 纯钛，大托                    | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ3913 | 纯钛小钢托     | 定制式  | 纯钛小托+电脑辅助设计                      | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ3918 | 纯钛支架      | 定制式  | 纯钛支架钛含量95%，纯钛金属，全口牙位修复，密度小，重量轻，  | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ3923 | 磁性附着体     | 定制式  | 磁性附着体， 树脂，镍铬金属支架，带磁性吸付           | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ3926 | 大软托       | 定制式  | 大软托+树脂+高弹性+高固位性                  | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ3929 | 德国VITA烤瓷牙 | 定制式  | 德国VITA瓷粉+钴铬金属，全口牙位修复，抗腐蚀性和抗冷热刺激性 | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ3931 | 德国二氧化锆烤瓷牙 | 定制式  | 德国二氧化锆+电脑辅助设计                    | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ3938 | 二氧化锆嵌体    | 定制式  | 二氧化锆+电脑辅助设计                      | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ3939 | 二氧化锆种植瓷牙  | 定制式  | 二氧化锆+电脑辅助设计                      | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ3944 | 二氧化锆全瓷    | 定制式  | 二氧化锆全瓷， 二氧化锆瓷块，瓷粉                | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |



| 流水号    | 产品名称        | 产品规格 | 产品型号                              | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|-------------|------|-----------------------------------|---------------|------|
| KQ3945 | 氧化锆全瓷冠（种植牙） | 定制式  | 二氧化锆全瓷，适合全口牙位种植修复，高硬度，固位好，美观舒     | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ3948 | 二氧化铝全瓷      | 定制式  | 二氧化铝全瓷， 二氧化铝全瓷块，瓷粉                | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ3955 | 杆卡附着体       | 定制式  | 杆卡附着体， 树脂，镍铬金属支架，带杆卡状固位扣          | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ3966 | 钴铬支架        | 定制式  | 钴65%铬29%，钴铬合金，可用在全口牙位缺失修复，抗腐蚀性极   | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ3967 | 钴铬瓷冠（种植牙）   | 定制式  | 钴65%铬29%，钴铬合金+瓷粉，，适合全口牙位种植修复，可承受正 | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ3968 | 钴铬合金种植瓷牙    | 定制式  | 钴铬+种植牙+手工+螺丝固位（基台固位）              | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ3969 | 钴铬合金大钢托     | 定制式  | 钴铬大钢托+高弹性+固位性+含钴60% 铬25%          | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ3971 | 双层冠         | 定制式  | 钴铬合金+高精密+内外两个牙冠+固位性+舒适性           | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ3973 | 钴铬合金瓷牙      | 定制式  | 钴铬合金+手工+非螺丝固位（牙体固位）               | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ3978 | 钴铬合金固定义齿    | 定制式  | 钴铬合金固定义齿，钴铬合金                     | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ3981 | 栓道式附着体（活动类） | 定制式  | 钴铬合金金属+合成树脂，可用在双侧游离端式局部修复，固位力     | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ3982 | 球帽式附着体      | 定制式  | 钴铬合金金属+合成树脂牙，良好的稳固性，颌力得到合理分配，咀    | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格 | 产品型号                               | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|---------------------|------|------------------------------------|---------------|------|
| KQ3983 | 磁性式附着体              | 定制式  | 钴铬合金金属+合成树脂牙，适合局部牙齿，覆盖全口牙齿和种植牙     | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ3984 | 按扣式附着体              | 定制式  | 钴铬合金金属+合成树脂牙，适合双侧游离，良好的稳固性，摘戴方     | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ3985 | MK-1                | 定制式  | 钴铬合金金属+合成树脂牙，适应个别牙及少数牙缺失，游离端缺      | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ3986 | 自锁式                 | 定制式  | 钴铬合金金属+树脂牙，全口牙位缺失修复，良好的稳固性摘        | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ3987 | 栓道式附着体（固定类）         | 定制式  | 钴铬合金金属+树脂牙，是稳固牙桥间没有共同就位道，适合设计      | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ3990 | 钴铬合金烤瓷              | 定制式  | 钴铬合金烤瓷，钴铬合金，瓷粉。（病人有真牙）             | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ3991 | 钴铬合金小钢托             | 定制式  | 钴铬合金小钢托+高弹性+固位性+钴60% 铬25%          | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ3992 | 钴铬合金支架              | 定制式  | 钴铬合金支架， 钴铬合金，大托                    | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ3999 | 钴铬金属嵌体，桩核           | 定制式  | 钴铬金属，全口牙位种植修复， 钴铬合金高弹性，电脑制作。       | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ4022 | 生物生理烤瓷牙             | 定制式  | 含钴65%铬29%瓷粉6%，钴铬合金+低温瓷粉，与天然牙强度等同。全 | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ4026 | 银钯合金金属冠（钯+银）（只报加工费） | 定制式  | 含金2%钯54%银37%，银钯合金，后牙修复，生物相容性好，电脑制作 | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ4027 | 银钯合金烤瓷冠（钯+银）（只报加工费） | 定制式  | 含金2%钯54%银37%，银钯合金+瓷粉，全口牙位修复，生物相容性  | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格 | 产品型号                               | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|---------------------|------|------------------------------------|---------------|------|
| KQ4028 | 金钯合金冠（金+钯）（只报加工费）   | 定制式  | 含金37%银2%钯54%，金钯合金，后牙位修复。抗腐蚀性极强，电脑制 | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ4029 | 金钯合金烤瓷牙（金+钯）（只报加工费） | 定制式  | 含金37%银2%钯54%，金钯合金+瓷粉，全口牙位修复，抗腐蚀性极  | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ4030 | 含钛合金固定义齿            | 定制式  | 含钛合金固定义齿，钛合金                       | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4032 | 含钛合金烤瓷              | 定制式  | 含钛合金烤瓷，含钛合金，瓷粉（病人有真牙）              | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4038 | 含钛合金支架（大托）          | 定制式  | 含钛合金支架（大托），含钛合金。大托                 | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4040 | 含钛合金支架（小托）          | 定制式  | 含钛合金支架（小托），含钛合金，小托                 | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4048 | 颌垫                  | 定制式  | 颌垫，软性树脂，用于垫高牙齿                     | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4051 | 中金52%瓷牙（只报加工费）      | 定制式  | 黄金含量52%+手工                         | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ4052 | 高金75%瓷牙（只报加工费）      | 定制式  | 黄金含量75%+手工                         | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ4053 | 高金86%瓷牙（只报加工费）      | 定制式  | 黄金含量86%+手工                         | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ4060 | 黄金烤瓷（加工费）           | 定制式  | 黄金烤瓷（加工费），黄金，按市场金价收费               | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4071 | 间隙保持器               | 定制式  | 间隙保持器，树脂，镍铬合金金属支架，带义齿              | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |

| 流水号    | 产品名称               | 产品规格 | 产品型号                                    | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|--------------------|------|-----------------------------------------|---------------|------|
| KQ4079 | 矫正器                | 定制式  | 矫正器， 普通树脂，<br>镍铬合金金属支架，不带<br>义齿，用于小孩矫牙  | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4081 | 金钯合金烤瓷牙（只报加工<br>费） | 定制式  | 金钯合金半贵金属A级                              | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ4098 | 不碎胶托               | 定制式  | 抗碎树脂＋高弹性＋超<br>硬性                        | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ4099 | 隐形义齿牙              | 定制式  | 抗碎树脂＋软托排牙＋<br>美观性                       | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ4106 | 可摘局部义齿（瓷钉牙）        | 定制式  | 可摘局部义齿（瓷钉<br>牙）， 带固位钉含瓷<br>树脂牙          | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4107 | 可摘局部义齿（国产树脂<br>牙）  | 定制式  | 可摘局部义齿（国产树<br>脂牙）， 国产树脂牙                | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4108 | 可摘局部义齿（进口树脂<br>牙）  | 定制式  | 可摘局部义齿（进口树<br>脂牙）， 进口多层色<br>树脂牙         | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4109 | 可摘局部义齿（塑钢牙）        | 定制式  | 可摘局部义齿（塑钢<br>牙）， 带塑料钢树脂<br>牙            | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4137 | 纳米烤瓷牙              | 定制式  | 纳米瓷粉+BEG0金属，<br>全口牙位修复。耐磨，<br>韧性好，电脑制作。 | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ4138 | 镍铬合金冠烤瓷牙           | 定制式  | 镍铬合金＋超硬性                                | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ4143 | 镍铬合金固定义齿           | 定制式  | 镍铬合金固定义齿，镍<br>铬合金                       | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4149 | 镍铬合金烤瓷             | 定制式  | 镍铬合金烤瓷，镍铬合<br>金，瓷粉（病人有真<br>牙）           | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号                             | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|------------|------|----------------------------------|---------------|------|
| KQ4150 | 镍铬合金支架（大托） | 定制式  | 镍铬合金支架（大托）， 镍铬合金，大托              | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4151 | 镍铬合金支架（小托） | 定制式  | 镍铬合金支架（小托）， 镍铬合金。小托              | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4153 | 镍铬桩冠烤瓷牙    | 定制式  | 镍铬合金桩冠+手工                        | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ4167 | 普通钢托       | 定制式  | 普通金属+合成树脂牙，适合全口牙位缺失修复，性价比较高，电脑   | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ4168 | 大胶托        | 定制式  | 普通树脂+大胶托+强固位力+无弹性                | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ4170 | 球帽附着体      | 定制式  | 球帽附着体， 树脂，镍铬合金支架，带球帽状固位体         | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4183 | 树脂基托       | 定制式  | 树脂基托， 义齿基托树脂，不带弹性，用于固定树脂牙，瓷钉     | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4187 | 栓道式精密附着体   | 定制式  | 栓道式精密附着体，树脂，镍铬金属支架，带栓道固位装置       | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4195 | 太极扣附着体     | 定制式  | 太极扣附着体， 树脂，镍铬金属支架，带太极状固位扣        | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4198 | 纯钛瓷冠（种植牙）  | 定制式  | 钛含量 95%，纯钛金属+瓷粉，全口牙位种植修复，固位好，美观舒 | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ4199 | 钛合金烤瓷牙     | 定制式  | 钛合金+瓷粉，全口牙位修复，钛合金经久耐用的特点，电脑制作。   | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ4200 | 钛合金种植瓷牙    | 定制式  | 钛合金+种植牙                          | 广州华昌义齿有限公司    |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号                           | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|------------|------|--------------------------------|---------------|------|
| KQ4201 | 钛合金烤瓷牙     | 定制式  | 钛合金瓷牙+手工                       | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ4202 | 钛合金大钢托     | 定制式  | 钛合金大钢托+高弹性                     | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ4204 | 钛合金支架      | 定制式  | 钛合金金属，适合全口牙位修复，金属纯度高，硬度高，弹性好，  | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ4205 | 钛合金瓷冠（种植牙） | 定制式  | 钛合金金属+瓷粉，合口牙位种植修复，固位好，美观舒适，电脑  | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ4209 | 钛合金嵌体      | 定制式  | 钛合金嵌体+手工+严密性+生物相溶性             | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ4210 | 钛合金小钢托     | 定制式  | 钛合金小钢托+高弹性                     | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ4214 | 钛合金桩冠瓷牙    | 定制式  | 钛合金桩冠+手工                       | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ4217 | 套筒冠内金属冠    | 定制式  | 套筒冠内金属冠，镍铬合金，用于真牙内层            | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4218 | 套筒冠外冠烤瓷    | 定制式  | 套筒冠外冠烤瓷，镍铬合金，瓷粉，用于真牙外层         | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4222 | 维他灵大钢托     | 定制式  | 维他灵大钢托+钴铬+高延展性+钴63% 铬28.5 钼6%  | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ4223 | 维他灵小钢托     | 定制式  | 维他灵小钢托+钴铬+高延展性+钴63% 铬28.5% 钼6% | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ4224 | 维它灵合金支架    | 定制式  | 维它灵合金支架，钴铬合金，经特殊处理带高强度，高韧性的特性  | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |

| 流水号    | 产品名称         | 产品规格 | 产品型号                            | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|--------------|------|---------------------------------|---------------|------|
| KQ4229 | 小软托          | 定制式  | 小软托+树脂+高固位性+高弹性                 | 广州华昌义齿有限公司    |      |
| KQ4253 | 义获嘉铸瓷贴面      | 定制式  | 义获嘉三代铸瓷，前门牙修复，色泽逼真自然，电脑制作。      | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ4254 | 义获嘉三代铸瓷牙     | 定制式  | 义获嘉三代铸瓷，前门牙修复，色泽逼真自然，电脑制作。      | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ4255 | 义获嘉铸瓷嵌体，桩核   | 定制式  | 义获嘉三代铸瓷，全口牙修复，生物相容性好，电脑制作。      | 深圳市美皓义齿科技有限公司 |      |
| KQ4267 | 隐形义齿         | 定制式  | 隐形义齿， 透明树脂牙， 隐形式                | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4268 | 隐形义齿基托       | 定制式  | 隐形义齿基托， 透明树脂，带弹性，用于固定隐形义齿       | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4286 | 种植导板         | 定制式  | 种植导板， 树脂，带引导孔，种牙时用作引导。          | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4302 | 种植体钯金合金烤瓷    | 定制式  | 种植体钯金合金烤瓷，钯，黄金，瓷粉。病人无真牙         | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4303 | 种植体超微生物合金烤瓷  | 定制式  | 种植体超微生物合金烤瓷， 高抗腐蚀性钴铬合金，瓷粉。病人无真牙 | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4304 | 种植体二氧化锆全瓷    | 定制式  | 种植体二氧化锆全瓷，二氧化锆瓷块，瓷粉。病人无真牙       | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4305 | 种植体钴铬合金烤瓷    | 定制式  | 种植体钴铬合金烤瓷，钴铬合金，瓷粉。病人无真牙         | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4306 | 种植体黄金烤瓷（加工费） | 定制式  | 种植体黄金烤瓷（加工费）， 黄金，瓷粉。黄金按市场价收费，病  | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |

| 流水号    | 产品名称        | 产品规格         | 产品型号                            | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|-------------|--------------|---------------------------------|---------------|------|
| KQ4307 | 种植体镍铬合金烤瓷   | 定制式          | 种植体镍铬合金烤瓷，<br>镍铬合金，瓷粉。病人<br>无真牙 | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4325 | 铸瓷嵌体        | 定制式          | 铸瓷嵌体， 铸瓷块，<br>用于天然牙冠            | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4327 | 铸瓷贴面        | 定制式          | 铸瓷贴面， 铸瓷块。<br>用于前牙              | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4333 | 铸造核桩        | 定制式          | 铸造核桩， 镍铬合<br>金，用于牙根固定假牙         | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4334 | 铸造式全瓷       | 定制式          | 铸造式全瓷， 铸瓷<br>块，瓷粉。压铸式加工         | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4377 | 个性化舌侧正畸托槽   | 定制式个性化舌侧正畸托槽 | 定制式个性化舌侧正畸<br>托槽                | 广州瑞通生物科技有限公司  |      |
| KQ4378 | 个性化舌侧正畸托槽   | 定制式个性化舌侧正畸托槽 | 定制式个性化舌侧正畸<br>托槽                | 广州瑞通生物科技有限公司  |      |
| KQ4379 | 钯金合金固定义齿金属冠 | 定制式金属冠       | 钯金合金材料                          | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4380 | 纯钛合金固定义齿金属冠 | 定制式金属冠       | 纯钛材料                            | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4381 | 黄金固定义齿金属冠   | 定制式金属冠       | 黄金材料                            | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4382 | 钯金合金金属烤瓷冠   | 定制式金属烤瓷冠     | 钯金合金，瓷粉（病人<br>有真牙）              | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4383 | 纯钛金属烤瓷冠     | 定制式金属烤瓷冠     | 纯钛合金，瓷粉（病人<br>有真牙）              | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |



| 流水号    | 产品名称         | 产品规格     | 产品型号           | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|--------------|----------|----------------|---------------|------|
| KQ4384 | 钴铬合金金属烤瓷冠    | 定制式金属烤瓷冠 | 钴铬合金，瓷粉（病人有真牙） | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4385 | 种植体含钛合金金属烤瓷冠 | 定制式金属烤瓷冠 | 含钛合金，瓷粉（病人无真牙） | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4386 | 种植体黄金金属烤瓷冠   | 定制式金属烤瓷冠 | 黄金，瓷粉（病人无真牙）   | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4387 | 种植体镍铬合金金属烤瓷冠 | 定制式金属烤瓷冠 | 镍铬合金，瓷粉（病人无真牙） | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4388 | 镍铬合金金属烤瓷冠    | 定制式金属烤瓷冠 | 镍铬合金，瓷粉（病人有真牙） | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4389 | 种植体钯金合金金属烤瓷桥 | 定制式金属烤瓷桥 | 钯金合金，瓷粉（病人无真牙） | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4390 | 种植体钴铬合金金属烤瓷桥 | 定制式金属烤瓷桥 | 钴铬合金，瓷粉（病人无真牙） | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4391 | 含钛合金金属烤瓷桥    | 定制式金属烤瓷桥 | 含钛合金，瓷粉（病人有真牙） | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4392 | 黄金金属烤瓷桥      | 定制式金属烤瓷桥 | 黄金合金，瓷粉（病人有真牙） | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4393 | 钴铬合金固定义齿金属桥  | 定制式金属桥   | 钴铬合金（病人在真牙）    | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4394 | 钯基合金固定义齿金属桥  | 定制式金属桥   | 含钯金合金金属        | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4395 | 铸造核桩桥        | 定制式金属桥   | 镍铬合金（铸造金属固位桩）  | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |

| 流水号    | 产品名称          | 产品规格      | 产品型号             | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|---------------|-----------|------------------|---------------|------|
| KQ4396 | 纯钛合金金属支架      | 定制式金属支架   | 纯钛               | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4397 | 钴铬合金金属支架      | 定制式金属支架   | 钴铬合金，树脂基托        | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4398 | 维它灵合金金属支架     | 定制式金属支架   | 钴铬合金（高亮度钴铬金属支架）  | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4399 | 可摘局部义齿（瓷钉牙）   | 定制式可摘局部义齿 | 带钉含瓷树脂牙          | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4400 | 可摘局部义齿（塑钢牙）   | 定制式可摘局部义齿 | 含钢质树脂牙           | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4401 | 可摘局部义齿（进口树脂牙） | 定制式可摘局部义齿 | 进口成品树脂牙          | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4402 | 可摘局部义齿（国产树脂牙） | 定制式可摘义齿   | 国产树脂牙            | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4403 | 二氧化锆种植全瓷冠     | 定制式全瓷冠    | 二氧化锆瓷块，瓷粉（病人无真牙） | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4404 | 二氧化铝全瓷冠       | 定制式全瓷冠    | 二氧化铝瓷块，瓷粉（病人有真牙） | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4405 | 二氧化锆全瓷桥       | 定制式全瓷桥    | 二氧化锆全瓷块，瓷粉       | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4406 | 铸造式全瓷桥        | 定制式全瓷桥    | 铸瓷块，瓷粉（病人有真牙）    | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |
| KQ4407 | 树脂基托          | 定制式树脂基托   | 国产树脂基托           | 佛山市口腔医院义齿制作中心 |      |

| 流水号    | 产品名称        | 产品规格                                       | 产品型号      | 生产企业                 | 挂网企业 |
|--------|-------------|--------------------------------------------|-----------|----------------------|------|
| KQ4408 | 铸瓷贴面        | 定制式铸瓷贴面                                    | 全瓷义齿固定修复体 | 佛山市口腔医院义齿制作中心        |      |
| KQ4413 | 螺钉          | 短，用于Screw-Vent种植体临时基台和直接转移杆                | PTSC      | 美国Zimmer Dental，Inc. |      |
| KQ4414 | 颅颌面外伤固定系统   | 短4孔接骨板                                     | 214-0084  | 美国OsteoMed L.P.      |      |
| KQ4415 | 颅颌面外伤固定系统   | 短6孔接骨板                                     | 214-0099  | 美国OsteoMed L.P.      |      |
| KQ4416 | 颅颌面外伤固定系统   | 短I型接骨板                                     | 214-0086  | 美国OsteoMed L.P.      |      |
| KQ4417 | 颅颌面外伤固定系统   | 短角度型半压下颌骨骨折接骨板                             | 214-0055  | 美国OsteoMed L.P.      |      |
| KQ4418 | 颅颌面外伤固定系统   | 短角度型右重建接骨板                                 | 214-0101  | 美国OsteoMed L.P.      |      |
| KQ4419 | 颅颌面外伤固定系统   | 短角度型左重建接骨板                                 | 214-0102  | 美国OsteoMed L.P.      |      |
| KQ4420 | 颅颌面外伤固定系统   | 短直型重建接骨板                                   | 214-0103  | 美国OsteoMed L.P.      |      |
| KQ4421 | 口外弓         | 对称型                                        |           | 阜宁三比医疗器械有限公司         |      |
| KQ4427 | 耳部赈复钛板      | 耳部赈复钛板                                     | 68.80.32  | 德国Medicon eG         |      |
| KQ4429 | 二氧化锆全瓷固定修复体 | 二氧化锆全瓷冠：瓷块+瓷粉+材质+部位（前牙）+特性（普通、美观）+工艺（手工制做） | 定制式       | 湛江市国久义齿有限公司          |      |

| 流水号    | 产品名称      | 产品规格                                                           | 产品型号                                                               | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| KQ4448 | 热激活镍钛方丝   | 方圆型（01型）\$卵圆型（02型）\$尖圆型（03型）                                   | SM01161601\$SM01161602\$SM01162201\$SM01162202\$SM01172201\$SM011  | 上海埃蒙迪材料科技有限公司    |      |
| KQ4449 | 超弹镍钛圆丝    | 方圆型（01型）\$卵圆型（02型）\$自然型（03）                                    | SE011201\$SE011202\$SE011401\$SE011402\$SE011601\$SE011602\$SE0118 | 上海埃蒙迪材料科技有限公司    |      |
| KQ4450 | 超弹镍钛方丝    | 方圆型（01型）\$卵圆型（02型）\$自然型（03型）                                   | SE01161601\$SE01161602\$SE01162201\$SE01162202\$SE01172201\$SE011  | 上海埃蒙迪材料科技有限公司    |      |
| KQ4451 | 热激活镍钛圆丝   | 方圆型（01型）\$卵圆型（02型）\$自然圆型（03型）                                  | SM011201\$SM011202\$SM011401\$SM011402\$SM011601\$SM011602\$SM0118 | 上海埃蒙迪材料科技有限公司    |      |
| KQ4459 | 玻璃离子粘固剂   | 粉:20g / 瓶, 1#一瓶\$液16ml / 瓶*3\$粉:20g / 瓶, 2#一瓶\$粉:20g / 瓶, 3#一瓶 | GI-1型                                                              | 上海青浦齿科材料厂        |      |
| KQ4460 | 聚羧酸锌水门汀   | 粉:30g / 瓶, 液15ml / 瓶                                           | 粉液型                                                                | 上海青浦齿科材料厂        |      |
| KQ4477 | 颅颌面外伤固定系统 | 刚性13孔Y型接骨板                                                     | 210-0019                                                           | 美国OsteoMed L. P. |      |
| KQ4478 | 颅颌面外伤固定系统 | 刚性双排48孔直型接骨板                                                   | 210-1015                                                           | 美国OsteoMed L. P. |      |
| KQ4481 | 盖用螺丝      | 高1.0mm\$高2.5mm                                                 | CSB-10-s\$CSB-25-s                                                 | 日本BrainBase株式会社  |      |
| KQ4482 | 盖用螺丝      | 高1.0mm\$高2.5mm                                                 | CSBW-10\$CSBW-25                                                   | 日本BrainBase株式会社  |      |
| KQ4483 | 盖用螺丝      | 高1.0mm\$高2.5mm                                                 | CSE-10-s\$CSE-25-s                                                 | 日本BrainBase株式会社  |      |
| KQ4484 | 密封帽       | 高1.8mm                                                         | CAP33                                                              | 日本BrainBase株式会社  |      |

| 流水号    | 产品名称 | 产品规格                                           | 产品型号                               | 生产企业            | 挂网企业 |
|--------|------|------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|------|
| KQ4485 | 套筒2  | 高10.0mm 丙烯树脂                                   | Pattem 35HEX                       | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4486 | 套筒2  | 高10.0mm 丙烯树脂                                   | Pattem 43HEX                       | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4489 | 密封帽  | 高2.3mm                                         | CAP35                              | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4490 | 密封帽  | 高2.3mm                                         | CAP43                              | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4491 | 密封帽  | 高3.0mm\$高5.0mm                                 | HC-30-s\$HC-50-s                   | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4492 | 基台   | 高3.5mm\$高5.0mm\$高7.0mm                         | AB35-D35\$AB35-D50\$AB35-D70       | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4493 | 基台   | 高3.5mm\$高5.0mm\$高7.0mm                         | AB35-G35-s\$AB35-G50-s\$AB35-G70-s | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4494 | 基台   | 高3.5mm\$高5.0mm\$高7.0mm                         | AB35-J35-s\$AB35-J50-s\$AB35-J70-s | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4495 | 基台   | 高3.5mm\$高5.0mm\$高7.0mm                         | AB43-D35\$AB43-D50\$AB43-D70       | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4496 | 基台   | 高3.5mm\$高5.0mm\$高7.0mm                         | AB43-G35-s\$AB43-G50-s\$AB43-G70-s | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4497 | 基台   | 高3.5mm\$高5.0mm\$高7.0mm                         | AB43-J35-s\$AB43-J50-s\$AB43-J70-s | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4498 | 基台   | 高3.5mm，穿龈1.0mm\$高5.0mm，穿龈1.0mm\$高7.0mm，穿龈1.0mm | AB35C-D35\$AB35C-D50\$AB35C-D70    | 日本BrainBase株式会社 |      |

| 流水号    | 产品名称 | 产品规格                                                                 | 产品型号                                                  | 生产企业            | 挂网企业 |
|--------|------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------|
| KQ4499 | 基台   | 高3.5mm，穿龈1mm\$高3.5mm，穿<br>龈2mm\$高3.5mm，穿龈3mm\$高<br>3.5mm，穿龈5mm       | AB35C10J-S-<br>s\$AB35C20J-S-<br>s\$AB35C30J-S-       | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4500 | 基台   | 高5.0mm                                                               | AB35-HEX                                              | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4501 | 基台   | 高5.0mm                                                               | AB43-HEX                                              | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4502 | 基台   | 高5.0mm，穿龈1mm\$高5.0mm，穿<br>龈2mm\$高5.0mm，穿龈3mm\$高<br>5.0mm，穿龈5mm       | AB35C10J-M-<br>s\$AB35C20J-M-<br>s\$AB35C30J-M-       | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4503 | 基台   | 高6.0mm，穿龈1mm\$高6.0mm，穿<br>龈2mm\$高6.0mm，穿龈3mm                         | AB35C10-HEX\$AB35C20-<br>HEX\$AB35C30-HEX             | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4504 | 基台   | 高7.0mm，穿龈1mm\$高7.0mm，穿<br>龈2mm\$高7.0mm，穿龈3mm\$高<br>7.0mm，穿龈5mm       | AB35C10J-L-<br>s\$AB35C20J-L-<br>s\$AB35C30J-L-       | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4505 | 基台   | 高7.0mm，穿龈高度1.0mm，角度<br>5° \$高9.0mm，穿龈高度1.0mm，<br>角度15° \$高9.0mm，穿龈高度 | AG35C-D05\$AG35C-<br>D15\$AG35C-D25                   | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4506 | 基台   | 高7.0mm，角度5° \$高9.0mm，角<br>度15° \$高9.0mm，角度25°                        | AG35-D05\$AG35-<br>D15\$AG35-D25                      | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4507 | 基台   | 高7.0mm，角度5° \$高9.0mm，角<br>度15° \$高9.0mm，角度25°                        | AG43-D05\$AG43-<br>D15\$AG43-D25                      | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4510 | 基台   | 高9.0mm，穿龈1mm，角度15° \$<br>高9.0mm，穿龈1.5mm，角度25°                        | AG35-C15-s\$AG35-C25-<br>s                            | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4511 | 基台   | 高9.0mm，穿龈1mm，角度15° \$<br>高9.0mm，穿龈2mm，角度15° \$<br>高9.0mm，穿龈3mm，角度15° | AG35C10-<br>HEX15\$AG35C20-<br>HEX15\$AG35C30-HEX15\$ | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4512 | 基台   | 高9.0mm，穿龈1mm，角度25° \$<br>高9.0mm，穿龈2mm，角度25°                          | AG35C10-<br>HEX25\$AG35C20-HEX25                      | 日本BrainBase株式会社 |      |

| 流水号    | 产品名称                          | 产品规格                                     | 产品型号                                         | 生产企业            | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|------|
| KQ4513 | 基台                            | 高9.0mm，角度15° \$高9.0mm，<br>角度25°          | AG35-B15HEX\$AG35-B25HEX                     | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4514 | 基台                            | 高9.0mm，角度15° \$高9.0mm，<br>角度25°          | AG35-B15-s\$AG35-B25-s                       | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4515 | 基台                            | 高9.0mm，角度15° \$高9.0mm，<br>角度25°          | AG43-BW15HEX\$AG43-BW25HEX                   | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4516 | 基台                            | 高9.0mm，角度15° \$高9.0mm，<br>角度25°          | AG43-BW15-s\$AG43-BW25-s                     | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ4517 | 高尔夫头型自攻自钻型微型<br>种植支抗钉，直径1.2mm | 高尔夫头型自攻自钻型（Golf<br>Head Tapered），直径1.2mm | GH.1211-05\$GH.1211-06\$GH.1211-07\$GH.1211- | 韩国 Dentos Inc.  |      |
| KQ4518 | 高尔夫头型自攻自钻型微型<br>种植支抗钉，直径1.3mm | 高尔夫头型自攻自钻型（Golf<br>Head Tapered），直径1.3mm | GH.1312-05\$GH.1312-06\$GH.1312-07\$GH.1312- | 韩国 Dentos Inc.  |      |
| KQ4519 | 高尔夫头型自攻自钻型微型<br>种植支抗钉，直径1.4mm | 高尔夫头型自攻自钻型（Golf<br>Head Tapered），直径1.4mm | GH.1413-05\$GH.1413-06\$GH.1413-07\$GH.1413- | 韩国 Dentos Inc.  |      |
| KQ4520 | 高尔夫头型自攻自钻型微型<br>种植支抗钉，直径1.5mm | 高尔夫头型自攻自钻型（Golf<br>Head Tapered），直径1.5mm | GH.1514-05\$GH.1514-06\$GH.1514-07\$GH.1514- | 韩国 Dentos Inc.  |      |
| KQ4521 | 高尔夫头型自攻自钻型微型<br>种植支抗钉，直径1.6mm | 高尔夫头型自攻自钻型（Golf<br>Head Tapered），直径1.6mm | GH.1615-05\$GH.1615-06\$GH.1615-07\$GH.1615- | 韩国 Dentos Inc.  |      |
| KQ4522 | 高尔夫头型自攻自钻型微型<br>种植支抗钉，直径1.7mm | 高尔夫头型自攻自钻型（Golf<br>Head Tapered），直径1.7mm | GH.1716-05\$GH.1716-06\$GH.1716-07\$GH.1716- | 韩国 Dentos Inc.  |      |
| KQ4523 | 高尔夫头型自攻自钻型微型<br>种植支抗钉，直径1.8mm | 高尔夫头型自攻自钻型（Golf<br>Head Tapered），直径1.8mm | GH.1817-05\$GH.1817-06\$GH.1817-07\$GH.1817- | 韩国 Dentos Inc.  |      |
| KQ4524 | 高尔夫头型自攻自钻型微型<br>种植支抗钉，直径2.0mm | 高尔夫头型自攻自钻型（Golf<br>Head Tapered），直径2.0mm | GH.2018-05\$GH.2018-06\$GH.2018-07\$GH.2018- | 韩国 Dentos Inc.  |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                                                       | 产品型号                                                              | 生产企业                               | 挂网企业 |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| KQ4528 | 车针                  | 工作头有球形\$工作头有火焰型\$<br>工作头有圆柱型\$工作头有锥型\$<br>工作头有端面切削圆柱型\$工作头 | 801.314.012\$862.314.014\$835.314.006\$383.314.012\$839.314.012\$ | 德国 Drendel + Zweiling DIAMANT GmbH |      |
| KQ4541 | 钛骨固定螺钉              | 骨折用十字齿钉1.6*10mm                                            | 35020                                                             | 德国 Rebstock Instruments GmbH       |      |
| KQ4542 | 钛骨固定螺钉              | 骨折用十字齿钉1.6*12mm                                            | 35022                                                             | 德国 Rebstock Instruments GmbH       |      |
| KQ4543 | 钛骨固定螺钉              | 骨折用十字齿钉1.6*6mm                                             | 35016                                                             | 德国 Rebstock Instruments GmbH       |      |
| KQ4544 | 钛骨固定螺钉              | 骨折用十字齿钉1.6*8mm （结扎牵引钉系列）                                   | 35018                                                             | 德国 Rebstock Instruments GmbH       |      |
| KQ4545 | 钛骨固定螺钉              | 骨折用十字齿钉2.0*10mm                                            | 35042                                                             | 德国 Rebstock Instruments GmbH       |      |
| KQ4546 | 钛骨固定螺钉              | 骨折用十字齿钉2.0*12mm                                            | 35044                                                             | 德国 Rebstock Instruments GmbH       |      |
| KQ4547 | 钛骨固定螺钉              | 骨折用十字齿钉2.0*6mm                                             | 35038                                                             | 德国 Rebstock Instruments GmbH       |      |
| KQ4548 | 钛骨固定螺钉              | 骨折用十字齿钉2.0*8mm （结扎牵引钉系列）                                   | 35040                                                             | 德国 Rebstock Instruments GmbH       |      |
| KQ4569 | 金属支架可摘局部义齿          | 钴铬合金支架可摘局部义齿:钴铬合金（钴59%、铬21%，钨9.6%、钼5.5%其他5.9%）+材质+         | 定制式                                                               | 湛江市国久义齿有限公司                        |      |
| KQ4571 | Inlab德国西诺德计算机全瓷种植体冠 | 钴铬合金种植体烤瓷冠（定制式）                                            | 定制式                                                               | 深圳市金悠然科技有限公司                       |      |
| KQ4572 | 金属烤瓷固定修复体           | 钴铬烤瓷冠:钴铬合金（钴59%、铬21%、钨9.6%、钼5.5%、其他4.9%）+材质+瓷粉+部位（前        | 定制式                                                               | 湛江市国久义齿有限公司                        |      |



| 流水号    | 产品名称                     | 产品规格                                     | 产品型号                                             | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ4574 | 固定头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.7mm | 固定头型自攻自钻型（Fixation Head Tapered），直径1.7mm | FH. 1716-06\$FH. 1716-07\$FH. 1716-08\$FH. 1716- | 韩国 Dentos Inc.                                            |      |
| KQ4575 | 固定头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.8mm | 固定头型自攻自钻型（Fixation Head Tapered），直径1.8mm | FH. 1817-06\$FH. 1817-07\$FH. 1817-08\$FH. 1817- | 韩国 Dentos Inc.                                            |      |
| KQ4578 | 玻璃离子体水门汀                 | 光固化玻璃离子垫基材料                              | 光固化玻璃离子垫基材料 7510                                 | 美国3M ESPE Dental Products                                 |      |
| KQ4579 | 氧化锌丁香油水门汀                | 粉:10g / 瓶\$液:6ml / 瓶                     | 对粉对液型                                            | 上海青浦齿科材料厂                                                 |      |
| KQ4580 | 复合树脂充填材料（商品名：欧芭）         | 规格4克 / 支                                 | 色号：A1\$色号：A2\$色号：A3\$色号：A3.5\$色号：A4\$色号：B1\$色    | 德国Heraeus Kulzer GmbH                                     |      |
| KQ4647 | 前牙，上前牙                   | 前牙，上前牙                                   | L385\$L390\$A/P415\$L423\$L425\$P426\$P432       | 贺利氏古莎齿科有限公司                                               |      |
| KQ4648 | 红宝石                      | 红宝石型                                     | 红宝石型                                             | 贺利氏古莎齿科有限公司                                               |      |
| KQ4693 | 0.3mm大号眶底板               | 厚度0.3mm                                  | 54-03001                                         | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ4694 | 0.3mm中号眶底板               | 厚度0.3mm                                  | 54-03002                                         | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ4695 | 0.3mm小号眶底板               | 厚度0.3mm                                  | 54-03003                                         | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ4696 | 0.4mm大号眶底板               | 厚度0.4mm                                  | 54-04001                                         | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ4697 | 0.4mm 中号眶底板              | 厚度0.4毫米                                  | 54-04002                                         | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号    | 产品名称                     | 产品规格                                     | 产品型号                                                      | 生产企业                                                      | 挂网企业           |
|--------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|
| KQ4698 | 6孔弯板带横联                  | 厚度0.5mm                                  | 55-05188                                                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |                |
| KQ4699 | 8孔直板                     | 厚度0.6mm                                  | 55-06708                                                  | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |                |
| KQ4728 | 一次性使用口腔器械盒               | 基本配置                                     | I 型\$检查型                                                  | 南昌市意尔康医疗器械有限公司                                            | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |
| KQ4730 | 义齿软衬材料 (Ufi Gel P)       | 基础剂:50ml\$催化剂:50ml                       | 基础剂: 50ml\$催化剂: 50ml                                      | 德国 Voco GmbH                                              |                |
| KQ4798 | 粘接基台                     | 基台直径:5.8; 基台长度:11.5<br>螺钉直径:2.45螺钉长度:8.5 | SAC 5836N                                                 | 韩国 DSI公司                                                  |                |
| KQ4826 | 类似物                      | 即Replica EW60-HEX, 钛合金                   | Replica BW-HEX-s                                          | 日本BrainBase株式会社                                           |                |
| KQ4840 | 螺旋器 (商品名: FORESTADENT)   | 记忆型\$非记忆型                                | 321-0100\$321-0118\$321-0122\$330-0100\$100M2015\$100M20  | 德国Bernhard Forster GmbH                                   |                |
| KQ4841 | 螺旋器 (商品名: FORESTADENT)   | 记忆型\$非记忆型                                | A167-1326\$167-1323\$169-1323\$167-1633\$A167-1633\$A167- | 德国Bernhard Forster GmbH                                   |                |
| KQ4842 | 颅颌面外伤固定系统                | 加长L型右接骨板                                 | 210-0081                                                  | 美国OsteoMed L.P.                                           |                |
| KQ4843 | 颅颌面外伤固定系统                | 加长Y型接骨板                                  | 210-0080                                                  | 美国OsteoMed L.P.                                           |                |
| KQ4848 | 粘接剂预置自锁托槽 (6*6) APC Plus | 尖牙0度带钩0.022槽沟                            | 5004-130                                                  | 美国3M UNITEK CORPORATION                                   |                |
| KQ4849 | 肩台瓷                      | 肩台瓷 (定制式)                                | 定制式                                                       | 深圳市金悠然科技有限公司                                              |                |

| 流水号    | 产品名称              | 产品规格             | 产品型号                                                             | 生产企业                        | 挂网企业 |
|--------|-------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| KQ4855 | Simple植牙外科套装      | 见型号列表。           | 3D2715FNLC01\$3D3815FNLC01\$3D3015FNLC01\$3D4115FNLC01\$3D3315FN | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ4858 | 颅颌面外伤固定系统         | 角度型下颌骨骨折长接骨板     | 214-0057                                                         | 美国OsteoMed L.P.             |      |
| KQ4859 | 颅颌面外伤固定系统         | 角度型右重建接骨板        | 214-0060                                                         | 美国OsteoMed L.P.             |      |
| KQ4860 | 颅颌面外伤固定系统         | 角度型左重建接骨板        | 214-0062                                                         | 美国OsteoMed L.P.             |      |
| KQ4972 | 方丝弓托槽             | 金属网底             | 方丝弓托槽                                                            | 阜宁三比医疗器械有限公司                |      |
| KQ4973 | 直丝弓托槽             | 金属网底             | 直丝弓托槽                                                            | 阜宁三比医疗器械有限公司                |      |
| KQ4989 | 九孔T形钛板 右 孔直径2.5mm | 九孔T形钛板 右         | 78.87.94                                                         | 德国Medicon eG                |      |
| KQ4990 | 九孔T形钛板 左 孔直径2.5mm | 九孔T形钛板 左         | 78.87.93                                                         | 德国Medicon eG                |      |
| KQ4991 | 九孔左T形钛板           | 九孔左T形钛板          | 78.87.74                                                         | 德国Medicon eG                |      |
| KQ4992 | 九孔左T形钛板           | 九孔左T形钛板          | 78.87.75                                                         | 德国Medicon eG                |      |
| KQ5002 | A型转移别针            | 开口式，高13.0mm 丙烯树脂 | B-Coping                                                         | 日本BrainBase株式会社             |      |
| KQ5003 | A型转移别针            | 开口式，高13.0mm 丙烯树脂 | BW-Coping                                                        | 日本BrainBase株式会社             |      |

| 流水号    | 产品名称                      | 产品规格                 | 产品型号                                           | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ5006 | 内固定钛板                     | 颞部成形钛板，孔数:4，厚度:0.8mm | YX0.8-02.1\$YX0.8-02.2\$YX0.8-02.3\$YX0.8-02.4 | 宁波慈北医疗器械有限公司                                              |      |
| KQ5022 | 髌突板 右 全长40mm              | 髌突板 右 全长40mm         | 68.95.47                                       | 德国Medicon eG                                              |      |
| KQ5023 | 髌突板 右 全长48mm              | 髌突板 右 全长48mm         | 68.95.49                                       | 德国Medicon eG                                              |      |
| KQ5024 | 髌突板 左 全长40mm              | 髌突板 左 全长40mm         | 68.95.46                                       | 德国Medicon eG                                              |      |
| KQ5025 | 髌突板 左 全长48mm              | 髌突板 左 全长48mm         | 68.95.48                                       | 德国Medicon eG                                              |      |
| KQ5029 | 前方牵引器                     | 可调式\$双杆可调式           | 可调式\$双杆可调式                                     | 长沙市天天齿科器材有限公司                                             |      |
| KQ5030 | 可乐丽菲露 DC CORE             | 可乐丽菲露 DC CORE        | 可乐丽菲露 DC CORE                                  | 日本 可乐丽则武齿科株式会社                                            |      |
| KQ5032 | 牙科树脂粘合剂（商品名:可乐丽菲露SE BOND） | 可乐丽菲露SE BOND         | 可乐丽菲露SE BOND                                   | 日本可乐丽医疗器材株式会社                                             |      |
| KQ5034 | 动态钛网120*120*0.3mm         | 可塑动态钛网120*120*0.3mm  | 54-00343                                       | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ5035 | 动态钛网120*120*0.3mm         | 可塑动态钛网120*120*0.3mm  | 54-00345                                       | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ5036 | 动态钛网120*120*0.3mm         | 可塑动态钛网120*120*0.3mm  | 55-00351                                       | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ5037 | 动态钛网40*40*0.3mm           | 可塑动态钛网40*40*0.3mm    | 54-00340                                       | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                    | 产品型号     | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ5038 | 动态钛网40*40*0.3mm         | 可塑动态钛网40*40*0.3mm       | 54-00344 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ5039 | 动态钛网40*40*0.3mm         | 可塑动态钛网40*40*0.3mm       | 54-00348 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ5040 | 动态钛网85*85*0.3mm         | 可塑动态钛网85*85*0.3mm       | 54-00342 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ5041 | 动态钛网90*90*0.3mm         | 可塑动态钛网90*90*0.3mm       | 54-00350 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ5043 | 可延长钛板 10mm              | 可延长钛板 10mm              | 68.88.20 | 德国Medicon eG                                              |      |
| KQ5044 | 可延长钛板 向右 15mm 用于儿童及成人   | 可延长钛板 向右 15mm 用于儿童及成人   | 68.88.14 | 德国Medicon eG                                              |      |
| KQ5045 | 可延长钛板 向右 20mm 用于儿童及成人   | 可延长钛板 向右 20mm 用于儿童及成人   | 68.88.12 | 德国Medicon eG                                              |      |
| KQ5046 | 可延长钛板 向右 25mm 用于2-5岁幼童  | 可延长钛板 向右 25mm 用于2-5岁幼童  | 68.88.02 | 德国Medicon eG                                              |      |
| KQ5047 | 可延长钛板 向右 25mm 用于5-12岁儿童 | 可延长钛板 向右 25mm 用于5-12岁儿童 | 68.88.06 | 德国Medicon eG                                              |      |
| KQ5048 | 可延长钛板 向左 15mm 用于儿童及成人   | 可延长钛板 向左 15mm 用于儿童及成人   | 68.88.15 | 德国Medicon eG                                              |      |
| KQ5049 | 可延长钛板 向左 20mm 用于儿童及成人   | 可延长钛板 向左 20mm 用于儿童及成人   | 68.88.13 | 德国Medicon eG                                              |      |
| KQ5050 | 可延长钛板 向左 25mm 用于2-5岁幼童  | 可延长钛板 向左 25mm 用于2-5岁幼童  | 68.88.03 | 德国Medicon eG                                              |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                            | 产品型号                                                       | 生产企业           | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------|
| KQ5051 | 可延长钛板 向左 25mm 用于5-12岁儿童 | 可延长钛板 向左 25mm 用于5-12岁儿童                         | 68.88.07                                                   | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5052 | 可延长钛板 用于右边              | 可延长钛板 用于右边                                      | 68.88.62                                                   | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5053 | 可延长钛板 用于右边 15mm         | 可延长钛板 用于右边 15mm                                 | 69.00.62                                                   | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5054 | 可延长钛板 用于左边              | 可延长钛板 用于左边                                      | 68.88.63                                                   | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5055 | 可延长钛板 用于左边 15mm         | 可延长钛板 用于左边 15mm                                 | 69.00.63                                                   | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5072 | 树脂基托可摘义齿                | 可摘局部义齿:合成树脂牙+基托+材质+部位（前牙）+特性（普通、美观）+工艺（手工制做）    | 定制式                                                        | 湛江市国久义齿有限公司    |      |
| KQ5073 | 树脂基托可摘义齿                | 可摘全口义齿:合成树脂牙+基托+材质+部位（前牙、后牙）+特性（普通、美观）+工艺（手工制   | 定制式                                                        | 湛江市国久义齿有限公司    |      |
| KQ5134 | 内固定钛板                   | 眶底网形板，厚度:0.4mm。                                 | WX0.4-01\$WX0.4-02\$WX0.4-03\$WX0.4-04\$WX0.4-05           | 宁波慈北医疗器械有限公司   |      |
| KQ5138 | 镍钛拉簧                    | 拉簧                                              | CS-8-6\$CS-8-9\$CS-8-12\$CS-8-15\$CS-10-6\$CS-10-9\$CS-10- | 上海埃蒙迪材料科技有限公司  |      |
| KQ5139 | 钛合金螺钉                   | 拉力钛钉，直径:1.5mm，长度:9mm；直径:2.0mm，长度:10mm。\$拉力钛钉，直  | MA02-1.5*9\$MA02-2.0*10\$MA02-2.0*12\$MA02-                | 宁波慈北医疗器械有限公司   |      |
| KQ5150 | 连接式自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.5mm | 连接式自攻自钻型种植支抗钉（Joint Head Lower Tapered），直径1.5mm | JL.1514-05\$JL.1514-06\$JL.1514-07\$JL.1514-               | 韩国 Dentos Inc. |      |
| KQ5151 | 连接式自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.6mm | 连接式自攻自钻型种植支抗钉（Joint Head Lower Tapered），直径1.6mm | JL.1615-05\$JL.1615-06\$JL.1615-07\$JL.1615-               | 韩国 Dentos Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                            | 产品型号                                                       | 生产企业            | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| KQ5152 | 连接式自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.7mm | 连接式自攻自钻型种植支抗钉（Joint Head Lower Tapered），直径1.7mm | JL. 1716-05\$JL. 1716-06\$JL. 1716-07\$JL. 1716-           | 韩国 Dentos Inc.  |      |
| KQ5153 | 连接式自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.8mm | 连接式自攻自钻型种植支抗钉（Joint Head Lower Tapered），直径1.8mm | JL. 1817-05\$JL. 1817-06\$JL. 1817-07\$JL. 1817-           | 韩国 Dentos Inc.  |      |
| KQ5154 | 连接式自攻自钻型微型种植支抗钉，直径2.0mm | 连接式自攻自钻型种植支抗钉（Joint Head Lower Tapered），直径2.0mm | JL. 2018-05\$JL. 2018-06\$JL. 2018-07\$JL. 2018-           | 韩国 Dentos Inc.  |      |
| KQ5155 | 连接式自攻自钻型种植支抗钉的上部结构      | 连接式自攻自钻型种植支抗钉的上部结构（Joint Head Upper）            | JBH. 16-17\$JHH. 16-17\$JFH. 16-17\$JGH. 16-17\$JNH. 16-17 | 韩国 Dentos Inc.  |      |
| KQ5156 | 套筒1                     | 连桥用，丙烯酸树脂                                       | HAT35J                                                     | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ5157 | 套筒1                     | 连桥用，丙烯酸树脂                                       | HAT43J                                                     | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ5158 | 套筒1                     | 连桥用，丙烯酸树脂                                       | Pattem 35J                                                 | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ5159 | 套筒1                     | 连桥用，丙烯酸树脂                                       | Pattem 43J                                                 | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ5160 | MINI钛板 六孔T板 间距12mm      | 六孔T板 间距12mm                                     | 68.70.67                                                   | 德国Medicon eG    |      |
| KQ5161 | 六孔Y型钛板 1.6mm            | 六孔Y型钛板                                          | 78.81.75                                                   | 德国Medicon eG    |      |
| KQ5162 | 六孔钛板右L型                 | 六孔钛板 L型 右                                       | 78.87.81                                                   | 德国Medicon eG    |      |
| KQ5163 | 六孔钛板左L型                 | 六孔钛板 L型 左                                       | 78.87.80                                                   | 德国Medicon eG    |      |

| 流水号    | 产品名称             | 产品规格                  | 产品型号        | 生产企业                         | 挂网企业 |
|--------|------------------|-----------------------|-------------|------------------------------|------|
| KQ5164 | 六孔直钛板            | 六孔直钛板                 | 78.87.71    | 德国Medicon eG                 |      |
| KQ5165 | 六孔直钛板 孔直径2.5mm   | 六孔直钛板                 | 78.87.90    | 德国Medicon eG                 |      |
| KQ5170 | 齿科咬合纸            | 每本10张，20本一盒           | 每本10张，20本一盒 | 上海二医张江生物材料有限公司               |      |
| KQ5174 | 美国Sagemax超透计算机全瓷 | 美国Sagemax超透计算机全瓷（定制式） | 定制式         | 深圳市金悠然科技有限公司                 |      |
| KQ5180 | 美加锆计算机全瓷         | 美加锆计算机全瓷（定制式）         | 定制式         | 深圳市金悠然科技有限公司                 |      |
| KQ5183 | 颅颌面外伤固定系统        | 迷你34孔低边接骨板            | 210-1021    | 美国OsteoMed L.P.              |      |
| KQ5184 | 颅颌面外伤固定系统        | 迷你4孔直型接骨板，1.0mm厚      | 210-1030    | 美国OsteoMed L.P.              |      |
| KQ5185 | 颅颌面外伤固定系统        | 迷你68孔低边刚性接骨板          | 210-1022    | 美国OsteoMed L.P.              |      |
| KQ5186 | 颅颌面外伤固定系统        | 迷你68孔低边接骨板            | 210-1023    | 美国OsteoMed L.P.              |      |
| KQ5187 | 颅颌面外伤固定系统        | 迷你6孔直型接骨板，1.0mm厚      | 210-1031    | 美国OsteoMed L.P.              |      |
| KQ5188 | 颅颌面外伤固定系统        | 迷你8孔直型接骨板，1.0mm厚      | 210-1032    | 美国OsteoMed L.P.              |      |
| KQ5214 | 钛骨固定螺钉           | 迷你型自动螺钉1.6 x5mm       | 36303       | 德国 Rebstock Instruments GmbH |      |



| 流水号    | 产品名称               | 产品规格                                              | 产品型号                                                  | 生产企业                         | 挂网企业            |
|--------|--------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|
| KQ5215 | 钛骨固定螺钉             | 迷你型自动螺钉2.0 x5mm                                   | 36321                                                 | 德国 Rebstock Instruments GmbH |                 |
| KQ5216 | 钛骨固定螺钉             | 迷你型自钻应急钛钉，十字头，2.3x5mm                             | 32434                                                 | 德国 Rebstock Instruments GmbH |                 |
| KQ5217 | 钛骨固定螺钉             | 迷你型自钻应急钛钉，十字头，2.3x7mm                             | 32435                                                 | 德国 Rebstock Instruments GmbH |                 |
| KQ5236 | 金属烤瓷固定修复体          | 镍铬烤瓷冠:镍铬合金（镍62%、铬25%、钼11%、其他2%）+材质+瓷粉+部位（前牙）+特性（普 | 定制式                                                   | 湛江市国久义齿有限公司                  |                 |
| KQ5238 | 镍钛正畸丝-矩形丝          | 镍钛正畸丝非隐形                                          | 矩形丝<br>.016" x.016" \$矩形丝.<br>.016" x.022" \$矩形丝      | 托博正畸器械（无锡）有限公司               |                 |
| KQ5239 | 镍钛正畸丝-圆形丝          | 镍钛正畸丝非隐形                                          | 圆丝 .012" \$圆丝<br>.014" \$圆丝 .016" \$圆丝<br>.018" \$圆丝  | 托博正畸器械（无锡）有限公司               |                 |
| KQ5240 | 镍钛隐形正畸丝-矩形丝        | 镍钛正畸丝隐形丝                                          | 矩形丝<br>.016" *.016" \$矩形丝.<br>.016" *.022" \$矩形丝      | 托博正畸器械（无锡）有限公司               |                 |
| KQ5241 | 镍钛隐形正畸丝-圆形         | 镍钛正畸丝隐形丝                                          | 圆形 .012" \$圆形.<br>.014" \$圆形.016" \$圆形.<br>.018" \$圆形 | 托博正畸器械（无锡）有限公司               |                 |
| KQ5243 | 舌侧扣                | 钮扣粘接型\$钮扣焊接型\$双翼粘接性\$双翼焊接型（长）\$双翼焊接型（短）\$单方管焊接型   | 舌侧扣\$单翼舌侧扣\$双翼舌侧扣等                                    | 杭州新亚齿科材料有限公司                 |                 |
| KQ5265 | 钛合金螺钉              | 普通螺纹，直径:1.5mm，长度:4mm；\$普通螺纹，直径:1.5mm，长度:5mm；\$普通螺 | MA02-1.5*5\$MA02-1.5*6\$MA02-1.5*7\$MA02-             | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |                 |
| KQ5268 | 螺纹桩补充装（10*1 1#-6#） | 普通螺纹桩补充装（10*1 1#-6#）                              | Z-1.2\$Z-1.4\$Z-1.6                                   | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司              | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 |
| KQ5273 | 直桩补充装（10*1 1#-6#）  | 普通直桩补充装（10*1 1#-6#）                               | Z-1.2\$Z-1.4\$Z-1.6                                   | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司              | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                       | 产品型号                | 生产企业                         | 挂网企业            |
|--------|------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|
| KQ5301 | 全规格变色螺纹桩（6*3*3 桩*型号*钻） | 全规格变色螺纹桩 6*3*3 桩*型号*钻      | Z-1.2\$Z-1.4\$Z-1.6 | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司              | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 |
| KQ5302 | 全规格变色直桩（6*3*3 桩*型号*钻）  | 全规格变色直桩 （6*3*3 桩*型号*钻）     | Z-1.2\$Z-1.4\$Z-1.6 | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司              | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 |
| KQ5303 | 全规格螺纹桩（6*3*3 桩*型号*钻）   | 全规格普通螺纹桩 6*3*3 桩*型号*钻      | Z-1.2\$Z-1.4\$Z-1.6 | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司              | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 |
| KQ5304 | 全规格直桩（6*3*3 桩*型号*钻）    | 全规格普通直桩 6*3*3 桩*型号*钻       | Z-1.2\$Z-1.4\$Z-1.6 | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司              | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 |
| KQ5308 | 钛骨固定螺钉                 | 全钛迷你标准自攻十字头钛钉，<br>2.0*11mm | 32327               | 德国 Rebstock Instruments GmbH |                 |
| KQ5309 | 钛骨固定螺钉                 | 全钛迷你标准自攻十字头钛钉，<br>2.0*13mm | 32329               | 德国 Rebstock Instruments GmbH |                 |
| KQ5310 | 钛骨固定螺钉                 | 全钛迷你标准自攻十字头钛钉，<br>2.0*15mm | 32331               | 德国 Rebstock Instruments GmbH |                 |
| KQ5311 | 钛骨固定螺钉                 | 全钛迷你标准自攻十字头钛钉，<br>2.0*17mm | 32333               | 德国 Rebstock Instruments GmbH |                 |
| KQ5312 | 钛骨固定螺钉                 | 全钛迷你标准自攻十字头钛钉，<br>2.0*7mm  | 32323               | 德国 Rebstock Instruments GmbH |                 |
| KQ5313 | 钛骨固定螺钉                 | 全钛迷你标准自攻十字头钛钉，<br>2.0*9mm  | 32325               | 德国 Rebstock Instruments GmbH |                 |
| KQ5314 | 钛骨固定螺钉                 | 全钛迷你自钻十字头钛钉，<br>2.0*11mm   | 32427               | 德国 Rebstock Instruments GmbH |                 |
| KQ5315 | 钛骨固定螺钉                 | 全钛迷你自钻十字头钛钉，<br>2.0*13mm   | 32429               | 德国 Rebstock Instruments GmbH |                 |

| 流水号    | 产品名称                 | 产品规格                                                    | 产品型号                                                     | 生产企业                                                         | 挂网企业 |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| KQ5316 | 钛骨固定螺钉               | 全钛迷你自钻十字头钛钉，<br>2.0*15mm                                | 32431                                                    | 德国 Rebstock Instruments GmbH                                 |      |
| KQ5317 | 钛骨固定螺钉               | 全钛迷你自钻十字头钛钉，<br>2.0*17mm                                | 32433                                                    | 德国 Rebstock Instruments GmbH                                 |      |
| KQ5318 | 钛骨固定螺钉               | 全钛迷你自钻十字头钛钉，<br>2.0*7mm                                 | 32423                                                    | 德国 Rebstock Instruments GmbH                                 |      |
| KQ5319 | 钛骨固定螺钉               | 全钛迷你自钻十字头钛钉，<br>2.0*9mm                                 | 32425                                                    | 德国 Rebstock Instruments GmbH                                 |      |
| KQ5320 | 全下颌骨再造钛板 全长<br>100mm | 全下颌骨再造钛板 全长100mm                                        | 68.95.18                                                 | 德国Medicon eG                                                 |      |
| KQ5321 | 全下颌骨再造钛板 全长<br>130mm | 全下颌骨再造钛板 全长130mm                                        | 68.95.19                                                 | 德国Medicon eG                                                 |      |
| KQ5322 | 内固定钛板                | 全下颌锁定钛板，孔<br>数:5+20+5，厚度:1.5mm\$全下颌<br>锁定钛板，孔数:5+18+5，厚 | YV1.5-05B\$YV1.5-<br>05.1B\$YV1.5-<br>05.2B\$YV1.5-05.3B | 宁波慈北医疗器械有限公司                                                 |      |
| KQ5323 | 内固定钛板                | 全下颌重建普通钛板，孔<br>数:5+20+5，厚度:2.0mm                        | YV2.0-05                                                 | 宁波慈北医疗器械有限公司                                                 |      |
| KQ5324 | 内固定钛板                | 全下颌重建锁定钛板，孔<br>数:5+20+5，厚度:2.9mm。\$全下<br>颌重建锁定钛板，孔      | YV2.9-05B\$YV2.9-<br>05.1B\$YV2.9-<br>05.2B\$YV2.9-05.3B | 宁波慈北医疗器械有限公司                                                 |      |
| KQ5335 | 三维可调临时髌突             | 三维可调临时髌突                                                | 55-28100                                                 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| KQ5336 | 颅颌面外伤固定系统            | 上腭接骨板                                                   | 210-0114                                                 | 美国OsteoMed L.P.                                              |      |
| KQ5342 | 颌骨牵引器                | 上颌骨牵引器:牵引长度:31-<br>60mm\$下颌骨牵引器:牵引长<br>度:31-60mm。       | CBS-L1 (31-60mm)<br>\$CBX-L1 (31-60mm)                   | 宁波慈北医疗器械有限公司                                                 |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                                    | 产品型号                                                               | 生产企业                        | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| KQ5343 | 颌骨牵引器                      | 上颌骨牵引器:牵引长度:6-30mm\$下颌骨牵引器:牵引长度:6-30mm。 | CBS-L1 (6-30mm)<br>\$CBX-L1 (6-30mm)                               | 宁波慈北医疗器械有限公司                |      |
| KQ5344 | 方丝弓带环                      | 上牙单管下牙单管                                | 焊颊面管带环(方丝弓颊面管)                                                     | 阜宁三比医疗器械有限公司                |      |
| KQ5345 | 直丝弓带环                      | 上牙单管下牙单管                                | 焊颊面管带环(直丝弓颊面管)                                                     | 阜宁三比医疗器械有限公司                |      |
| KQ5346 | 方丝弓带环                      | 上牙双管下牙单管                                | 焊颊面管带环(方丝弓颊面管)                                                     | 阜宁三比医疗器械有限公司                |      |
| KQ5347 | 直丝弓带环                      | 上牙双管下牙单管                                | 焊颊面管带环(直丝弓颊面管)                                                     | 阜宁三比医疗器械有限公司                |      |
| KQ5348 | 正畸金属托槽(舌侧Torque Lingual托槽) | 舌侧Torque lingual托槽                      | 706-0901\$706-0905\$706-0910\$706-0903\$706-0904\$706-             | 德国Bernhard Forster GmbH     |      |
| KQ5352 | 新 Hanaro 植牙外科套装            | 皮肤组织钻、导向钻定心铰、无底座螺丝刀、螺旋钻组成               | OSST41SC\$OSST48SC\$OUST50SC\$OUST40SC\$OUST37SC\$OUST33LC\$CD2C50 | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ5360 | 十孔T形钛板 孔直径2.5mm            | 十孔T形钛板                                  | 78.87.92                                                           | 德国Medicon eG                |      |
| KQ5361 | 十孔Y形钛板                     | 十孔Y形钛板                                  | 78.87.76                                                           | 德国Medicon eG                |      |
| KQ5362 | 十孔Y形钛板 2.5mm               | 十孔Y形钛板                                  | 78.87.95                                                           | 德国Medicon eG                |      |
| KQ5363 | 十孔直钛板 孔直径2.5mm             | 十孔直钛板                                   | 78.87.91                                                           | 德国Medicon eG                |      |
| KQ5364 | 十六孔 z型 钛板 孔直径2.5mm         | 十六孔 z型 钛板                               | 78.87.99                                                           | 德国Medicon eG                |      |

| 流水号    | 产品名称                     | 产品规格                                    | 产品型号                                             | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ5365 | 十六孔钛板Z型                  | 十六孔钛板 Z型                                | 78.87.82                                         | 德国Medicon eG                                              |      |
| KQ5429 | 矢状劈滑动可塑板                 | 矢状劈滑动可塑板 厚度1.5mm                        | 55-10570                                         | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ5430 | 矢状劈滑动锁定板                 | 矢状劈滑动锁定板 厚度1.5mm                        | 55-10580                                         | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ5434 | 垫圈                       | 适用于2.0mm拉力螺钉                            | 56-00400                                         | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| KQ5443 | 双T型MINI钛板                | 双T型MINI钛板                               | 68.70.71                                         | 德国Medicon eG                                              |      |
| KQ5444 | 双T型MINI钛板 间距9mm          | 双T型MINI钛板 间距9mm                         | 68.70.72                                         | 德国Medicon eG                                              |      |
| KQ5445 | 双T型MINI钛板 窄              | 双T型MINI钛板 窄                             | 68.70.70                                         | 德国Medicon eG                                              |      |
| KQ5449 | 双Y型MINI钛板                | 双Y型MINI钛板                               | 68.70.55                                         | 德国Medicon eG                                              |      |
| KQ5450 | 双Y型MINI钛板 间距12mm         | 双Y型MINI钛板 间距12mm                        | 68.70.57                                         | 德国Medicon eG                                              |      |
| KQ5451 | 双Y型MINI钛板 间距9mm          | 双Y型MINI钛板 间距9mm                         | 68.70.56                                         | 德国Medicon eG                                              |      |
| KQ5459 | 双头型自攻自钻型微型种植支抗钉, 直径1.5mm | 双头型自攻自钻型 (Double Head Tapered), 直径1.5mm | DH. 1514-05\$DH. 1514-06\$DH. 1514-07\$DH. 1514- | 韩国 Dentos Inc.                                            |      |
| KQ5460 | 双头型自攻自钻型微型种植支抗钉, 直径1.6mm | 双头型自攻自钻型 (Double Head Tapered), 直径1.6mm | DH. 1615-05\$DH. 1615-06\$DH. 1615-07\$DH. 1615- | 韩国 Dentos Inc.                                            |      |

| 流水号    | 产品名称                      | 产品规格                                  | 产品型号                                             | 生产企业           | 挂网企业 |
|--------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------|
| KQ5461 | 双头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.7mm   | 双头型自攻自钻型（Double Head Tapered），直径1.7mm | DH. 1716-05\$DH. 1716-06\$DH. 1716-07\$DH. 1716- | 韩国 Dentos Inc. |      |
| KQ5462 | 双头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.8mm   | 双头型自攻自钻型（Double Head Tapered），直径1.8mm | DH. 1817-05\$DH. 1817-06\$DH. 1817-07\$DH. 1817- | 韩国 Dentos Inc. |      |
| KQ5463 | 双头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径2.0mm   | 双头型自攻自钻型（Double Head Tapered），直径2.0mm | DH. 2018-05\$DH. 2018-06\$DH. 2018-07\$DH. 2018- | 韩国 Dentos Inc. |      |
| KQ5464 | 根管充填剂                     | 双组分:粉:10g，液:10ml                      |                                                  | 上海二医张江生物材料有限公司 |      |
| KQ5511 | MINI钛板 四孔L板 间距12mm 左弯100° | 四孔L板 间距12mm 100°                      | 68.70.44                                         | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5512 | MINI钛板 四孔L板 间距12mm 右弯100° | 四孔L板 间距12mm 100°                      | 68.70.45                                         | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5513 | MINI钛板 四孔T板 间距12mm        | 四孔T板 间距12mm                           | 68.70.62                                         | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5514 | Micro四孔T板                 | 四孔T板 间距9mm                            | 68.87.62                                         | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5515 | MINI四孔直板 间距12mm           | 四孔直板 间距12mm                           | 68.70.24                                         | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5516 | Micro四孔直板 间距6mm           | 四孔直板 间距6mm                            | 68.87.24                                         | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5517 | MINI四孔直钛板                 | 四孔直板 孔直径2.1mm                         | 68.70.04                                         | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5518 | 四孔直钛板                     | 四孔直钛板                                 | 78.87.70                                         | 德国Medicon eG   |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                                                     | 产品型号                                  | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|
| KQ5519 | 四孔直钛板 2.5mm                | 四孔直钛板                                                    | 78.87.89                              | 德国Medicon eG |      |
| KQ5550 | 钛合金螺钉                      | 锁定型钛钉，直径:2.4mm，长度:10mm\$锁定型钛钉，直径:2.4mm，长度:12mm\$锁定型钛     | MA07-2.4*10\$MA07-2.4*12\$MA07-2.4*14 | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| KQ5551 | 钛合金螺钉                      | 锁定型应急钛钉，直径:2.7mm，长度:10mm\$锁定型应急钛钉，直径:2.7mm，长度:12mm\$锁定型应 | MA07-2.7*10\$MA07-2.7*12\$MA07-2.7*14 | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| KQ5552 | 锁定再造钛板 解剖型右弯 5+12孔 全长120mm | 锁定再造钛板 解剖型右弯 5+12孔 全长120mm                               | 68.98.73                              | 德国Medicon eG |      |
| KQ5553 | 锁定再造钛板 解剖型右弯 5+17孔 全长190mm | 锁定再造钛板 解剖型右弯 5+17孔 全长190mm                               | 68.98.75                              | 德国Medicon eG |      |
| KQ5554 | 锁定再造钛板 解剖型左弯 5+12孔 全长150mm | 锁定再造钛板 解剖型左弯 5+12孔 全长150mm                               | 68.98.72                              | 德国Medicon eG |      |
| KQ5555 | 锁定再造钛板 解剖型左弯 5+17孔 全长190mm | 锁定再造钛板 解剖型左弯 5+17孔 全长190mm                               | 68.98.74                              | 德国Medicon eG |      |
| KQ5556 | 锁定再造钛板 右弯 5+11孔 全长140mm    | 锁定再造钛板 右弯 5+11孔 全长140mm                                  | 68.98.81                              | 德国Medicon eG |      |
| KQ5557 | 锁定再造钛板 右弯 5+17孔 全长200mm    | 锁定再造钛板 右弯 5+17孔 全长200mm                                  | 68.98.83                              | 德国Medicon eG |      |
| KQ5558 | 锁定再造钛板 右弯 5+8孔 全长110mm     | 锁定再造钛板 右弯 5+8孔 全长110mm                                   | 68.98.71                              | 德国Medicon eG |      |
| KQ5559 | 锁定再造钛板 左弯 5+11孔 全长140mm    | 锁定再造钛板 左弯 5+11孔 全长140mm                                  | 68.98.80                              | 德国Medicon eG |      |
| KQ5560 | 锁定再造钛板 左弯 5+17孔 全长200mm    | 锁定再造钛板 左弯 5+17孔 全长200mm                                  | 68.98.82                              | 德国Medicon eG |      |

| 流水号    | 产品名称                            | 产品规格                                                 | 产品型号                                                                     | 生产企业                        | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| KQ5561 | 锁定再造钛板 左弯 5+8孔<br>全长110mm       | 锁定再造钛板 左弯 5+8孔 全长<br>110mm                           | 68.98.70                                                                 | 德国Medicon eG                |      |
| KQ5562 | 锁定再造钛板 左弯右弯 5+<br>13+5孔 全长160mm | 锁定再造钛板 左弯右弯 5+13+5<br>孔 全长160mm                      | 68.98.77                                                                 | 德国Medicon eG                |      |
| KQ5563 | 锁定再造钛板 左弯右弯 5+<br>15+5孔 全长180mm | 锁定再造钛板 左弯右弯 5+15+5<br>孔 全长180mm                      | 68.98.78                                                                 | 德国Medicon eG                |      |
| KQ5564 | 锁定再造钛板 左弯右弯 5+<br>17+5孔 全长200mm | 锁定再造钛板 左弯右弯 5+17+5<br>孔 全长200mm                      | 68.98.79                                                                 | 德国Medicon eG                |      |
| KQ5565 | 锁定再造钛板 左弯右弯 5+<br>17+5孔 全长230mm | 锁定再造钛板 左弯右弯 5+17+5<br>孔 全长230mm                      | 68.98.84                                                                 | 德国Medicon eG                |      |
| KQ5566 | 锁定再造钛板 左弯右弯 5+<br>19+5孔 全长250mm | 锁定再造钛板 左弯右弯 5+19+5<br>孔 全长250mm                      | 68.98.85                                                                 | 德国Medicon eG                |      |
| KQ5569 | 类似物                             | 钛合金                                                  | Replica B-HEX-s                                                          | 日本BrainBase株式会社             |      |
| KQ5570 | 类似物                             | 钛合金                                                  | Replica C-HEX-s                                                          | 日本BrainBase株式会社             |      |
| KQ5610 | 碳纤维棒的MVD夹钳                      | 碳纤维棒的MVD夹钳                                           | 395.575                                                                  | 瑞士Synthes GmbH.             |      |
| KQ5613 | 3M陶瓷自锁托槽                        | 陶瓷自锁托槽5-5（尖牙带<br>钩）.022槽沟                            | 007-110                                                                  | 美国3M UNITEK CORPORATION     |      |
| KQ5619 | Ortho植牙外科套装                     | 套装，含下边的螺丝刀、刀头、<br>手柄、钻头等。包装为非灭菌包<br>装。手动螺丝刀手动螺丝刀头手   | OOKS\$OSMDA\$OSTDA\$OSD<br>T\$OCDT\$OUH\$TIDHC\$OSO<br>DR150C\$OSODR130C | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |
| KQ5620 | 凹型植牙外科套装                        | 套装，含下述的剥离器、种植器<br>等。包装为非灭菌包装c 剥离器<br>种植器牙骨膜分离器凹型刮勺-短 | HSINSKA:<br>OFE\$HSINSKA:<br>OBGC\$HSINSKA:                              | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd. |      |



| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                                                          | 产品型号                                                                          | 生产企业                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| KQ5621 | 骨凿-曲型植牙外科套装         | 套装，含下述的刀柄、骨凿等。<br>包装为非灭菌包装。刀柄骨凿骨<br>凿骨凿骨凿                     | HRGSPOKA\$ORSBH\$ORS01<br>5\$ORS020\$ORS025\$ORS<br>30                        | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.                                  |      |
| KQ5622 | 骨凿-直型植牙外科套装         | 套装，含下述的刀柄、骨凿等。<br>包装为非灭菌包装u 骨凿骨凿骨<br>凿骨凿手柄                    | HRGSPSKA\$ORSS15\$ORSS<br>20\$ORSS25\$ORSS30\$ORS<br>BH                       | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.                                  |      |
| KQ5623 | Prosthetic 植牙外科套装   | 套装，含下述的螺丝刀、扳手、<br>连接杆等。包装为非灭菌包装。<br>螺丝刀螺丝刀固定螺丝刀固定螺            | HPRSTKA:<br>AMSD12S\$HPRSTKA:<br>AMSD12L\$HPRSTKA:                            | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.                                  |      |
| KQ5624 | Mini锥形植牙外科套装        | 套装，含下述的螺丝刀、扳手、<br>钻头等。包装为非灭菌包装                                | OGS3MK:<br>AGDLC\$OGS3MK:<br>APD300C\$OGS3MK:                                 | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.                                  |      |
| KQ5625 | GS Prosthetic植牙外科套装 | 套装，含下述的螺丝刀、延长杆<br>等。包装为非灭菌包装。连接杆<br>八面连接杆八面连接杆 固定螺丝           | GSPK\$AORD\$ODSS\$ORD45<br>L\$ORDML\$ORDRS\$ORDWS\$<br>TRHD12L\$TRHD12S\$AHD1 | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.                                  |      |
| KQ5626 | 牙骨膜分离器植牙外科套装        | 套装，含下述的牙骨膜分离器。<br>包装为非灭菌包装。牙骨膜分离<br>器牙骨膜分离器牙 " 青膜分离器          | HBNSPKA\$OBS022F\$OBS0<br>28F\$OBS035F\$OBS035R                               | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.                                  |      |
| KQ5627 | 锥形Mini植牙外科套装        | 套装，含下述的钻、螺丝刀、平<br>行销、深度计、延长杆等。包装<br>为非灭菌包装                    | HTAPEMK\$AGDLC\$APD300<br>C\$APD380C\$OSLMD20L\$A<br>DG\$APP500\$APP400\$ASO  | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.                                  |      |
| KQ5628 | MS种植体套装             | 套装，含下述的钻、螺丝刀、平<br>行销等。包装为非灭菌包装                                | OMSK\$OSLD15\$OSMSD18S<br>\$OSMSD23S\$OSMSD18L\$O<br>SMSD23L\$MSPTL\$MSDTS\$  | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.                                  |      |
| KQ5630 | 可乐丽菲露 S3 BOND       | 套装4ML / 瓶*1瓶+附属品（遮光<br>板，混合调剂板，海绵片） /<br>盒，单瓶 1ML / 瓶，4ML / 瓶 | 套装4ML / 瓶*1瓶+附<br>属品（遮光板，混合调<br>剂板，海绵片） / 盒，                                  | 日本可乐丽医疗器材株式会社                                                |      |
| KQ5636 | 听骨钛板                | 听骨钛板                                                          | 68.80.33                                                                      | 德国Medicon eG                                                 |      |
| KQ5637 | 临时髁突专用螺钉            | 通用                                                            | 56-25000                                                                      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| KQ5639 | 贺利氏通用型印模材（桶<br>装）   | 通用型（桶装）                                                       | 通用型（桶装）                                                                       | 贺利氏古莎齿科有限公司                                                  |      |

| 流水号    | 产品名称                        | 产品规格                                                               | 产品型号                                                     | 生产企业                                                     | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| KQ5640 | 颌面部骨片固定                     | 通用型，分左侧\$通用型，右侧                                                    | 56-25001\$56-25002                                       | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG，Division Osteosynthesis |      |
| KQ5641 | 贺利氏通用型印模材（袋装）               | 通用型袋装                                                              | 通用型袋装                                                    | 贺利氏古莎齿科有限公司                                              |      |
| KQ5643 | 吸唾管                         | 透明蓝头                                                               | 500. 501\$502\$700\$701\$702                             | 意大利 WORLD WORK S. r. l                                   |      |
| KQ5644 | 镍钛推簧                        | 推簧:OS-8-178\$OS-10-178\$OS-10-178（36）\$推簧:OS-12-178\$OS-12-178（36） | 推簧:OS-8-178\$OS-10-178\$OS-10-178（36）\$推簧:OS-12-178\$OS- | 上海埃蒙迪材料科技有限公司                                            |      |
| KQ5645 | 托槽型逆时针型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.3mm | 托槽型逆时针型自攻自钻型（Bracket Head Left Handed Screw Tapered），直径1.3mm       | BH. 1312-06-L\$BH. 1312-07-L\$BH. 1312-08-               | 韩国 Dentos Inc.                                           |      |
| KQ5646 | 托槽型逆时针型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.4mm | 托槽型自攻自钻型（Bracket Head Left Handed Screw Tapered），直径1.4mm           | BH. 1413-06-L\$BH. 1413-07-L\$BH. 1413-08-               | 韩国 Dentos Inc.                                           |      |
| KQ5647 | 托槽型自攻自钻型逆时针型微型种植支抗钉，直径1.5mm | 托槽型自攻自钻型（Bracket Head Left Handed Screw Tapered），直径1.5mm           | BH. 1514-06-L\$BH. 1514-07-L\$BH. 1514-08-               | 韩国 Dentos Inc.                                           |      |
| KQ5648 | 托槽型自攻自钻型逆时针型微型种植支抗钉，直径1.6mm | 托槽型自攻自钻型（Bracket Head Left Handed Screw Tapered），直径1.6mm           | BH. 1615-06-L\$BH. 1615-07-L\$BH. 1615-08-               | 韩国 Dentos Inc.                                           |      |
| KQ5649 | 托槽型自攻自钻型逆时针型微型种植支抗钉，直径1.7mm | 托槽型自攻自钻型（Bracket Head Left Handed Screw Tapered），直径1.7mm           | BH. 1716-06-L\$BH. 1716-07-L\$BH. 1716-08-               | 韩国 Dentos Inc.                                           |      |
| KQ5650 | 托槽型自攻自钻型逆时针型微型种植支抗钉，直径1.8mm | 托槽型自攻自钻型（Bracket Head Left Handed Screw Tapered），直径1.8mm           | BH. 1817-06-L\$BH. 1817-07-L\$BH. 1817-08-               | 韩国 Dentos Inc.                                           |      |
| KQ5651 | 托槽型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.3mm     | 托槽型自攻自钻型（Bracket Head Tapered），直径1.3mm                             | BH. 1312-06\$BH. 1312-07\$BH. 1312-08\$BH. 1312-         | 韩国 Dentos Inc.                                           |      |
| KQ5652 | 托槽型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.4mm     | 托槽型自攻自钻型（Bracket Head Tapered），直径1.4mm                             | BH. 1413-06\$BH. 1413-07\$BH. 1413-08\$BH. 1413-         | 韩国 Dentos Inc.                                           |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                   | 产品型号                                                               | 生产企业                                | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| KQ5653 | 托槽型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.5mm | 托槽型自攻自钻型（Bracket Head Tapered），直径1.5mm | BH. 1514-06\$BH. 1514-07\$BH. 1514-08\$BH. 1514-                   | 韩国 Dentos Inc.                      |      |
| KQ5654 | 托槽型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.6mm | 托槽型自攻自钻型（Bracket Head Tapered），直径1.6mm | BH. 1615-06\$BH. 1615-07\$BH. 1615-08\$BH. 1615-                   | 韩国 Dentos Inc.                      |      |
| KQ5655 | 托槽型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.7mm | 托槽型自攻自钻型（Bracket Head Tapered），直径1.7mm | BH. 1716-06\$BH. 1716-07\$BH. 1716-08\$BH. 1716-                   | 韩国 Dentos Inc.                      |      |
| KQ5656 | 托槽型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.8mm | 托槽型自攻自钻型（Bracket Head Tapered），直径1.8mm | BH. 1817-06\$BH. 1817-07\$BH. 1817-08\$BH. 1817-                   | 韩国 Dentos Inc.                      |      |
| KQ5663 | 可吸收颅颌面固定板               | 网状形                                    | 8531520SU\$8531525M\$8531550M\$8531525MU\$8531550MU\$8532016S\$853 | 芬兰ConMed Linvatec Biomaterials Ltd. |      |
| KQ5665 | 聚左旋乳酸可吸收骨固定系统           | 微型骨板4孔                                 | MP-4S-22\$MP-4M-25\$MP-4L-28\$MP-4L-24N\$MP-L4S-17-L\$MP-          | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）                   |      |
| KQ5666 | 聚左旋乳酸可吸收骨固定系统           | 微型骨板6孔                                 | MP-6S-34\$MP-6M-37\$MP-T6S-23\$MP-X6S-17\$MP-X6M-20\$MP-X6L-       | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）                   |      |
| KQ5667 | 聚左旋乳酸可吸收骨固定系统           | 微型螺钉                                   | MS-2205\$MS-2207\$MS-2208\$MS-2210\$MS-2305\$MS-2307\$MS-          | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）                   |      |
| KQ5685 | 技工用LOCATOR基台替代体         | 无                                      | LA\$LA1                                                            | 美国Biomet 3i                         |      |
| KQ5694 | 锥形基台                    | 无附加高度                                  | AVACT                                                              | 美国Zimmer Dental, Inc.               |      |
| KQ5695 | 无头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.2mm | 无头型自攻自钻型（No Head Tapered），直径1.2mm      | NH. 1211-05\$NH. 1211-06\$NH. 1211-07                              | 韩国 Dentos Inc.                      |      |
| KQ5696 | 无头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.3mm | 无头型自攻自钻型（No Head Tapered），直径1.3mm      | NH. 1312-05\$NH. 1312-06\$NH. 1312-07                              | 韩国 Dentos Inc.                      |      |

| 流水号    | 产品名称                     | 产品规格                                 | 产品型号                                                       | 生产企业           | 挂网企业 |
|--------|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------|
| KQ5697 | Micro五孔T板 间距12mm         | 五孔T板 间距12mm                          | 68.87.64                                                   | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5698 | MINI钛板 五孔T板 间距15mm       | 五孔T板 间距15mm                          | 68.70.66                                                   | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5699 | T型 MINI钛板 间距 9mm         | 五孔T板 间距9mm                           | 68.70.64                                                   | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5700 | MINI钛板 五孔直板 均匀           | 五孔直板 均匀                              | 68.70.05                                                   | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5706 | 小钩头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.5mm | 小钩头型自攻自钻型（Hook Head Tapered），直径1.5mm | HH.1514-05\$HH.1514-06\$HH.1514-07\$HH.1514-               | 韩国 Dentos Inc. |      |
| KQ5707 | 小钩头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.6mm | 小钩头型自攻自钻型（Hook Head Tapered），直径1.6mm | HH.1615-05\$HH.1615-06\$HH.1615-07\$HH.1615-               | 韩国 Dentos Inc. |      |
| KQ5708 | 小钩头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.7mm | 小钩头型自攻自钻型（Hook Head Tapered），直径1.7mm | HH.1716-05\$HH.1716-06\$HH.1716-07\$HH.1716-               | 韩国 Dentos Inc. |      |
| KQ5709 | 小钩头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.8mm | 小钩头型自攻自钻型（Hook Head Tapered），直径1.8mm | HH.1817-05\$HH.1817-06\$HH.1817-07\$HH.1817-               | 韩国 Dentos Inc. |      |
| KQ5710 | 小钩头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径2.0mm | 小钩头型自攻自钻型（Hook Head Tapered），直径2.0mm | HH.2018-05\$HH.2018-06\$HH.2018-07\$HH.2018-               | 韩国 Dentos Inc. |      |
| KQ5713 | 小头型自攻型微型种植支抗钉），直径1.3mm   | 小头型自攻型（Small Head Cylinder），直径1.3mm  | SH.13-05\$SH.13-06\$SH.13-07\$SH.13-08\$SH.13-10\$SH.13-12 | 韩国 Dentos Inc. |      |
| KQ5714 | 小头型自攻型微型种植支抗钉），直径1.4mm   | 小头型自攻型（Small Head Cylinder），直径1.4mm  | SH.14-05\$SH.14-06\$SH.14-07\$SH.14-08\$SH.14-10\$SH.14-12 | 韩国 Dentos Inc. |      |
| KQ5715 | 小头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.2mm  | 小头型自攻自钻型（Small Head Tapered），直径1.2mm | SH.1211-05\$SH.1211-06\$SH.1211-07\$SH.1211-               | 韩国 Dentos Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                           | 产品型号                                                             | 生产企业           | 挂网企业           |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| KQ5716 | 小头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.3mm | 小头型自攻自钻型（Small Head Tapered），直径1.3mm           | SH. 1312-05\$SH. 1312-06\$SH. 1312-07\$SH. 1312-                 | 韩国 Dentos Inc. |                |
| KQ5717 | 小头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.4mm | 小头型自攻自钻型（Small Head Tapered），直径1.4mm           | SH. 1413-05\$SH. 1413-06\$SH. 1413-07\$SH. 1413-                 | 韩国 Dentos Inc. |                |
| KQ5718 | 小头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.5mm | 小头型自攻自钻型（Small Head Tapered），直径1.5mm           | SH. 1514-05\$SH. 1514-06\$SH. 1514-07\$SH1514-                   | 韩国 Dentos Inc. |                |
| KQ5719 | 小头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.6mm | 小头型自攻自钻型（Small Head Tapered），直径1.6mm           | SH. 1615-05\$SH. 1615-06\$SH. 1615-07\$SH. 1615-                 | 韩国 Dentos Inc. |                |
| KQ5720 | 小头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径2.0mm | 小头型自攻自钻型（Small Head Tapered），直径2.0mm           | SH. 2018-05\$SH. 2018-06\$SH. 2018-07\$SH. 2018-                 | 韩国 Dentos Inc. |                |
| KQ5721 | 小头型自攻型微型种植支抗钉，直径1.2mm   | 小头自攻型（Small Head Cylinder），直径1.2mm             | SH. 12-05\$SH. 12-06\$SH. 12-07\$SH. 12-08\$SH. 12-10\$SH\$12-12 | 韩国 Dentos Inc. |                |
| KQ5722 | 含钛合金金属支架                | 小托，定制式金属支架、基托                                  | 含钛合金                                                             | 佛山市口腔医院义齿制作中心  |                |
| KQ5723 | 镍铬合金金属支架                | 小托，定制式金属支架、基托                                  | 镍铬合金                                                             | 佛山市口腔医院义齿制作中心  |                |
| KQ5735 | 新配方                     | 新配方型                                           | 新配方型                                                             | 贺利氏古莎齿科有限公司    |                |
| KQ5736 | 内固定钛板                   | 星形板，孔数:6，厚度:0.4mm\$星形板，孔数:6，厚度:0.6mm           | YX0.4-04\$YX0.4-05\$YX0.6-04\$YX0.6-05                           | 宁波慈北医疗器械有限公司   |                |
| KQ5737 | 内固定钛板                   | 星形网板，孔数:5，厚度:0.4mm\$星形网板，孔数:5，厚度:0.6mm\$星形网板，孔 | YX0.4-11\$YX0.4-11.1\$YX0.4-11.2\$YX0.4-                         | 宁波慈北医疗器械有限公司   |                |
| KQ5740 | 一次性使用口腔器械盒              | 选配配置                                           | I 型：检查型                                                          | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 | 南昌市意尔康医疗器械有限公司 |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                                           | 产品型号                                                               | 生产企业                  | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| KQ5749 | 牙龈瓷                     | 牙龈瓷（定制式）                                                       | 定制式                                                                | 深圳市金悠然科技有限公司          |      |
| KQ5762 | 眼部赈复钛板                  | 眼部赈复钛板                                                         | 68. 80. 30                                                         | 德国Medicon eG          |      |
| KQ5766 | 方丝弓托槽                   | 燕尾底                                                            | 方丝弓托槽                                                              | 阜宁三比医疗器械有限公司          |      |
| KQ5767 | 直丝弓托槽                   | 燕尾底                                                            | 直丝弓托槽                                                              | 阜宁三比医疗器械有限公司          |      |
| KQ5780 | 摇椅型镍钛圆丝                 | 摇椅型（04型）                                                       | SE041201\$SE041202\$SE041401\$SE041402\$SE041601\$SE041602\$SE0418 | 上海埃蒙迪材料科技有限公司         |      |
| KQ5783 | 摇椅型镍钛方丝                 | 摇椅型（04型）                                                       | SE04161601\$SE04161602\$SE04162201\$SE04162202\$SE04172201\$SE041  | 上海埃蒙迪材料科技有限公司         |      |
| KQ5791 | 一次性使用颌骨固定套装 - 暂时性颌间结扎固定 | 一次性使用颌骨固定套装 - 暂时性颌间结扎固定                                        | 08. 000. 501. 01S                                                  | 瑞士Synthes GmbH.       |      |
| KQ5809 | 钛合金螺钉                   | 应急螺钉，直径:1.7mm，，长度:5mm\$应急螺钉，直径:1.7mm，，长度:6mm\$应急螺              | MA02-1.7*5\$MA02-1.7*6\$MA02-1.7*7\$MA02-                          | 宁波慈北医疗器械有限公司          |      |
| KQ5823 | 预成角20度基台                | 用于AdVent种植体                                                    | AVH20 / 4                                                          | 美国Zimmer Dental, Inc. |      |
| KQ5824 | 螺钉                      | 用于Screw-Vent间接转移杆                                              | DHTS                                                               | 美国Zimmer Dental, Inc. |      |
| KQ5825 | Hex-Lock基台              | 用于Screw-Vent种植体，无阔边\$用于Screw-Vent种植体，5.5mm直径\$用于Screw-Vent种植体， | HLA3 / 3\$HLA3 / 5\$HLA4 / 5                                       | 美国Zimmer Dental, Inc. |      |
| KQ5826 | 锥形基台                    | 用于Screw-Vent种植体，5.7mm直径，1mm\$用于Screw-Vent种植体，5.7mm直径，2mm\$用于   | TA5C1\$TA5C2\$TA5C3\$TA5C4                                         | 美国Zimmer Dental, Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称   | 产品规格                                                           | 产品型号                              | 生产企业                 | 挂网企业 |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|------|
| KQ5827 | 锥形基台   | 用于Screw-Vent种植体，领圈1mm，宽\$用于Screw-Vent种植体，领圈2mm，宽\$用于Screw-     | TACW1\$TACW2\$TACW3\$TACW4\$TACW5 | 美国Zimmer Dental，Inc. |      |
| KQ5828 | 锥形基台   | 用于Screw-Vent种植体，领圈1mm\$用于Screw-Vent种植体，领圈2mm\$用于Screw-Vent种植体， | TAC1\$TAC2\$TAC3\$TAC4\$TAC5      | 美国Zimmer Dental，Inc. |      |
| KQ5829 | 平头底冠螺钉 | 用于Spline种植体                                                    | 1621                              | 美国Zimmer Dental，Inc. |      |
| KQ5830 | 固定基台   | 用于Spline种植体，3.25mm，4.5mm阔边，0.5mm袖口\$用于Spline种植体，3.25mm，4.5mm   | 1506\$1507\$1508\$1510            | 美国Zimmer Dental，Inc. |      |
| KQ5831 | 肩基台    | 用于Spline种植体，3.25mm，4.5阔边，1.0袖口\$用于Spline种植体，3.25mm，4.5阔边，2.0   | 1561\$1562\$1563\$1564\$1565      | 美国Zimmer Dental，Inc. |      |
| KQ5832 | 临时基台   | 用于Spline种植体，3.25mm\$用于Spline种植体，4.0mm\$用于Spline种植体，5.0mm       | 1998\$1999\$2000                  | 美国Zimmer Dental，Inc. |      |
| KQ5833 | 固定基台   | 用于Spline种植体，4.0mm，4.5阔边，0.5mm袖口\$用于Spline种植体，4.0mm，4.5阔边，1mm袖  | 1518\$1519\$1520\$1522            | 美国Zimmer Dental，Inc. |      |
| KQ5834 | 肩基台    | 用于Spline种植体，4.0mm，4.5阔边，1.0袖口\$用于Spline种植体，4.0mm，4.5阔边，2.0袖口\$ | 1572\$1573\$1574\$1575\$1576      | 美国Zimmer Dental，Inc. |      |
| KQ5835 | 固定基台   | 用于Spline种植体，4.0mm，5.5阔边，0.5mm袖口\$用于Spline种植体，4.0mm，5.5阔边，1mm袖  | 1524\$1525\$1526\$1528            | 美国Zimmer Dental，Inc. |      |
| KQ5836 | 固定基台   | 用于Spline种植体，5.0mm，6.5mm阔边，1mm袖口\$用于Spline种植体，5.0mm，6.5mm阔      | 1503\$1504\$1505                  | 美国Zimmer Dental，Inc. |      |
| KQ5837 | 肩基台    | 用于Spline种植体，5.0mm，6.5阔边，1.0袖口\$用于Spline种植体，5.0mm，6.5阔边，2.0袖口\$ | 1587\$1588\$1589                  | 美国Zimmer Dental，Inc. |      |
| KQ5838 | 临时基台   | 用于Spline种植体，定位，3.25mm\$用于Spline种植体，定位，4.0mm\$用于Spline种植体，      | 2050\$2051\$2052                  | 美国Zimmer Dental，Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                       | 产品型号                                             | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| KQ5839 | 螺钉                      | 用于Spline种植体固定基台，0.5mm\$用于Spline种植体固定基台，4mm | 1537\$1541                                       | 美国Zimmer Dental， Inc.                                     |      |
| KQ5840 | 长螺钉                     | 用于印模杆                                      | 1833                                             | 美国Zimmer Dental， Inc.                                     |      |
| KQ5841 | 螺钉                      | 用于印模杆，13mm                                 | 1826                                             | 美国Zimmer Dental， Inc.                                     |      |
| KQ5842 | 一次性口腔检查器械包              | 由牙用镊子、口镜、牙探针、操作台布、托盘、围巾、医用脱脂棉球等组成          | 无                                                | 福建省仁德医械制造有限公司                                             |      |
| KQ5843 | 牙正畸用牵引钩                 | 通用型\$加长型\$单向型向基\$单向型向右                     | 游离牵引钩                                            | 长沙市天天齿科器材有限公司                                             |      |
| KQ5846 | 预弯颞成型板10mm横联            | 预弯颞成型板10mm横联 厚度0.6mm                       | 55-09110                                         | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG， Division Osteosynthesis |      |
| KQ5847 | 预弯颞成型板4mm横联             | 预弯颞成型板4mm横联 厚度0.6mm                        | 55-09104                                         | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG， Division Osteosynthesis |      |
| KQ5848 | 预弯颞成型板8mm横联             | 预弯颞成型板4mm横联 厚度0.6mm                        | 55-09108                                         | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG， Division Osteosynthesis |      |
| KQ5849 | 预弯颞成型板6mm横联             | 预弯颞成型板6mm横联 厚度0.6mm                        | 55-09106                                         | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG， Division Osteosynthesis |      |
| KQ5853 | 圆头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.3mm | 圆头型自攻自钻型（Circle Head Tapered），直径1.3mm      | CH. 1312-06\$CH1312-07\$CH. 1312-08\$CH. 1312-   | 韩国 Dentos Inc.                                            |      |
| KQ5854 | 圆头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.4mm | 圆头型自攻自钻型（Circle Head Tapered），直径1.4mm      | CH. 1413-06\$CH. 1413-07\$CH. 1413-08\$CH. 1413- | 韩国 Dentos Inc.                                            |      |
| KQ5855 | 圆头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.5mm | 圆头型自攻自钻型（Circle Head Tapered），直径1.5mm      | CH. 1514-06\$CH. 1514-07\$CH. 1514-08\$CH. 1514- | 韩国 Dentos Inc.                                            |      |



| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                  | 产品型号                                             | 生产企业           | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|------|
| KQ5856 | 圆头型自攻自钻型微型种植支抗钉，直径1.6mm | 圆头型自攻自钻型（Circle Head Tapered），直径1.6mm | CH. 1615-06\$CH. 1615-07\$CH. 1615-08\$CH. 1615- | 韩国 Dentos Inc. |      |
| KQ5857 | 再造钛板 16孔                | 再造钛板 16孔                              | 68.96.06                                         | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5858 | 再造钛板 4孔 右弯 长            | 再造钛板 4孔 右弯 长                          | 68.96.12                                         | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5859 | 再造钛板 4孔 右弯 短            | 再造钛板 4孔 右弯 短                          | 68.96.10                                         | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5860 | 再造钛板 4孔 直 间距13mm 短      | 再造钛板 4孔 直 间距13mm 短                    | 68.96.01                                         | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5861 | 再造钛板 4孔 直 间距16mm 长      | 再造钛板 4孔 直 间距16mm 长                    | 68.96.02                                         | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5862 | 再造钛板 4孔 左弯 长            | 再造钛板 4孔 左弯 长                          | 68.96.13                                         | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5863 | 再造钛板 4孔 左弯 短            | 再造钛板 4孔 左弯 短                          | 68.96.11                                         | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5864 | 再造钛板 6孔 右弯              | 再造钛板 6孔 右弯                            | 68.96.14                                         | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5865 | 再造钛板 6孔 直 间距13mm        | 再造钛板 6孔 直 间距13mm                      | 68.96.03                                         | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5866 | 再造钛板 6孔 直 间距15mm        | 再造钛板 6孔 直 间距15mm                      | 68.96.04                                         | 德国Medicon eG   |      |
| KQ5867 | 再造钛板 6孔 左弯              | 再造钛板 6孔 左弯                            | 68.96.15                                         | 德国Medicon eG   |      |

| 流水号    | 产品名称              | 产品规格              | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|-------------------|-------------------|----------|--------------|------|
| KQ5868 | 再造钛板 8孔           | 再造钛板 8孔           | 68.96.05 | 德国Medicon eG |      |
| KQ5869 | 再造钛板 向右成角 全长105mm | 再造钛板 向右成角 全长105mm | 68.95.12 | 德国Medicon eG |      |
| KQ5870 | 再造钛板 向右成角 全长135mm | 再造钛板 向右成角 全长135mm | 68.95.14 | 德国Medicon eG |      |
| KQ5871 | 再造钛板 向右成角 全长165mm | 再造钛板 向右成角 全长165mm | 68.95.16 | 德国Medicon eG |      |
| KQ5872 | 再造钛板 向右成角 全长85mm  | 再造钛板 向右成角 全长85mm  | 68.95.10 | 德国Medicon eG |      |
| KQ5873 | 再造钛板 向左成角 全长105mm | 再造钛板 向左成角 全长105mm | 68.95.13 | 德国Medicon eG |      |
| KQ5874 | 再造钛板 向左成角 全长135mm | 再造钛板 向左成角 全长135mm | 68.95.15 | 德国Medicon eG |      |
| KQ5875 | 再造钛板 向左成角 全长165mm | 再造钛板 向左成角 全长165mm | 68.95.17 | 德国Medicon eG |      |
| KQ5876 | 再造钛板 向左成角 全长85mm  | 再造钛板 向左成角 全长85mm  | 68.95.11 | 德国Medicon eG |      |
| KQ5877 | 再造钛板 右弯 全长115mm   | 再造钛板 右弯 全长115mm   | 68.98.12 | 德国Medicon eG |      |
| KQ5878 | 再造钛板 右弯 全长145mm   | 再造钛板 右弯 全长145mm   | 68.98.14 | 德国Medicon eG |      |
| KQ5879 | 再造钛板 右弯 全长175mm   | 再造钛板 右弯 全长175mm   | 68.98.16 | 德国Medicon eG |      |

| 流水号    | 产品名称                 | 产品规格                                    | 产品型号                                  | 生产企业                  | 挂网企业 |
|--------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|------|
| KQ5880 | 再造钛板 右弯 全长95mm       | 再造钛板 右弯 全长95mm                          | 68.98.10                              | 德国Medicon eG          |      |
| KQ5881 | 再造钛板 左弯 全长115mm      | 再造钛板 左弯 全长115mm                         | 68.98.13                              | 德国Medicon eG          |      |
| KQ5882 | 再造钛板 左弯 全长145mm      | 再造钛板 左弯 全长145mm                         | 68.98.15                              | 德国Medicon eG          |      |
| KQ5883 | 再造钛板 左弯 全长175mm      | 再造钛板 左弯 全长175mm                         | 68.98.17                              | 德国Medicon eG          |      |
| KQ5884 | 再造钛板 左弯 全长175mm      | 再造钛板 左弯 全长175mm                         | 68.98.17                              | 德国Medicon eG          |      |
| KQ5885 | 再造钛板 左弯 全长95mm       | 再造钛板 左弯 全长95mm                          | 68.98.11                              | 德国Medicon eG          |      |
| KQ5886 | 再造钛板 左弯和右弯 全长170mm   | 再造钛板 左弯和右弯 全长170mm                      | 68.98.18                              | 德国Medicon eG          |      |
| KQ5887 | 再造钛板 左弯和右弯 全长200mm   | 再造钛板 左弯和右弯 全长200mm                      | 68.98.19                              | 德国Medicon eG          |      |
| KQ5925 | 齿科牙本质粘接剂（FL-BOND II） | 粘接剂:5ml；预处理剂:5ml。                       | FL-BOND II                            | 日本Shofu Inc. 日本株式会社松风 |      |
| KQ5938 | 牙科瓷粉（商品名：Vintage AL） | 遮色瓷（5g），牙釉质瓷（15g或50g），牙本质瓷（15g或50g），专用液 | 遮色瓷（5g），牙釉质瓷（15g或50g），牙本质瓷（15g或50g），专 | 日本Shofu Inc. 日本株式会社松风 |      |
| KQ5941 | 方丝弓托槽                | 整体网底                                    | 方丝弓托槽                                 | 阜宁三比医疗器械有限公司          |      |
| KQ5942 | 直丝弓托槽                | 整体网底                                    | 直丝弓托槽                                 | 阜宁三比医疗器械有限公司          |      |

| 流水号    | 产品名称      | 产品规格                                                                   | 产品型号                                                            | 生产企业                                | 挂网企业 |
|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| KQ5950 | 钛合金螺钉     | 支抗专用钛钉，直径:1.6mm，长度:9mm；\$支抗专用钛钉，直径:1.6mm，长度:10mm；\$支抗专                 | MB105-1.6*9*5.3\$MB105-1.6*10*5.3\$MB105-                       | 宁波慈北医疗器械有限公司                        |      |
| KQ5956 | 可吸收颅颌面固定钉 | 直径:1.5mm\$直径:2.0mm                                                     | 8521504-1\$8521504-4\$8521505-1\$8521505-4\$8521506-1\$8521506- | 芬兰ConMed Linvatec Biomaterials Ltd. |      |
| KQ5958 | 可吸收颅颌面固定钉 | 直径:2.4mm\$直径:2.8mm                                                     | 8522406-1\$8522406-4\$8522408-1\$8522408-4\$8522410-1\$8522410- | 芬兰ConMed Linvatec Biomaterials Ltd. |      |
| KQ5966 | 不锈钢圆弓丝    | 直径0.014英寸 / 根\$直径0.016英寸 / 根\$直径0.018英寸 / 根\$直径0.020英寸 / 根             | 211-140\$211-160\$211-180\$211-200                              | 美国3M UNITEK CORPORATION             |      |
| KQ5976 | 种植体       | 直径3.3mm 长度8mm\$直径3.3mm 长度10mm\$直径3.3mm 长度12mm\$直径3.3mm 长度14mm\$直径3.3mm | B3308S\$B3310S\$B3312S\$B3314S\$B3316S                          | 日本BrainBase株式会社                     |      |
| KQ5977 | 种植体       | 直径3.3mm 长度8mm\$直径3.3mm 长度10mm\$直径3.3mm 长度12mm\$直径3.3mm 长度14mm\$直径3.3mm | E3308S\$E3310S\$E3312S\$E3314S\$E3316S                          | 日本BrainBase株式会社                     |      |
| KQ5983 | 种植体       | 直径3.7mm 长度8mm\$直径3.7mm 长度10mm\$直径3.7mm 长度12mm\$直径3.7mm 长度14mm\$直径3.7mm | B3708S\$B3710S\$B3712S\$B3714S\$B3716S                          | 日本BrainBase株式会社                     |      |
| KQ5984 | 种植体       | 直径3.7mm 长度8mm\$直径3.7mm 长度10mm\$直径3.7mm 长度12mm\$直径3.7mm 长度14mm\$直径3.7mm | C3708S\$C3710S\$C3712S\$C3714S\$C3716S                          | 日本BrainBase株式会社                     |      |
| KQ5985 | 种植体       | 直径3.7mm 长度8mm\$直径3.7mm 长度10mm\$直径3.7mm 长度12mm\$直径3.7mm 长度14mm\$直径3.7mm | E3708S\$E3710S\$E3712S\$E3714S\$E3716S                          | 日本BrainBase株式会社                     |      |
| KQ5986 | 种植体       | 直径4.0mm 长度10mm，穿龈2.0mm\$直径4.0mm 长度10mm，穿龈4.0mm                         | A4010-02-05S\$A4010-04-05S                                      | 日本BrainBase株式会社                     |      |
| KQ5987 | 种植体       | 直径4.0mm 长度12mm，穿龈4.0mm\$直径4.0mm 长度12mm，穿龈6.0mm                         | A4012-04-05S\$A4012-06-05S                                      | 日本BrainBase株式会社                     |      |
| KQ5988 | 种植体       | 直径4.0mm 长度8mm\$直径4.0mm 长度10mm\$直径4.0mm 长度12mm\$直径4.0mm 长度14mm\$直径4.0mm | B4008S\$B4010S\$B4012S\$B4014S\$B4016S                          | 日本BrainBase株式会社                     |      |

| 流水号    | 产品名称 | 产品规格                                                                          | 产品型号                                       | 生产企业            | 挂网企业 |
|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------|
| KQ5989 | 种植体  | 直径4.0mm 长度8mm\$直径4.0mm<br>长度10mm\$直径4.0mm 长度12mm\$<br>直径4.0mm 长度14mm\$直径4.0mm | C4008S\$C4010S\$C4012S<br>\$C4014S\$C4016S | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ5990 | 种植体  | 直径4.0mm 长度8mm\$直径4.0mm<br>长度10mm\$直径4.0mm 长度12mm\$<br>直径4.0mm 长度14mm\$直径4.0mm | E4008S\$E4010S\$E4012S<br>\$E4014S\$E4016S | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ5991 | 种植体  | 直径4.0mm 长度8mm, 穿龈<br>2.0mm\$直径4.0mm 长度8mm, 穿<br>龈4.0mm                        | A4008-02-05S\$A4008-<br>04-05S             | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ5992 | 种植体  | 直径4.6mm 长度8mm\$直径4.6mm<br>长度10mm\$直径4.6mm 长度12mm\$<br>直径4.6mm 长度14mm          | B4608S\$B4610S\$B4612S<br>\$B4614S         | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ5993 | 种植体  | 直径4.6mm 长度8mm\$直径4.6mm<br>长度10mm\$直径4.6mm 长度12mm\$<br>直径4.6mm 长度14mm          | C4608S\$C4610S\$C4612S<br>\$C4614S         | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ5994 | 种植体  | 直径4.6mm 长度8mm\$直径4.6mm<br>长度10mm\$直径4.6mm 长度12mm\$<br>直径4.6mm 长度14mm          | E4608S\$E4610S\$E4612S<br>\$E4614S         | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ5995 | 种植体  | 直径4.7mm 长度8mm\$直径4.7mm<br>长度10mm\$直径4.7mm 长度12mm                              | BW4708S\$BW4710S\$BW47<br>12S              | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ5996 | 种植体  | 直径5.0mm 长度8mm\$直径5.0mm<br>长度10mm\$直径5.0mm 长度12mm                              | EW5008S\$EW5010S\$EW50<br>12S              | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ5997 | 种植体  | 直径5.0mm 长度8mm\$直径5.0mm<br>长度10mm\$直径5.0mm 长度12mm\$<br>直径5.0mm 长度14mm          | BW5008S\$BW5010S\$BW50<br>12S\$BW5014S     | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ5998 | 种植体  | 直径5.5mm 长度8mm\$直径5.5mm<br>长度10mm\$直径5.5mm 长度12mm                              | C5508S\$C5510S\$C5512S                     | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ5999 | 种植体  | 直径6.0mm 长度8mm\$直径6.0mm<br>长度10mm\$直径6.0mm 长度12mm                              | BW6008S\$BW6010S\$BW60<br>12S              | 日本BrainBase株式会社 |      |
| KQ6000 | 种植体  | 直径6.0mm 长度8mm\$直径6.0mm<br>长度10mm\$直径6.0mm 长度12mm                              | EW6008S\$EW6010S\$EW60<br>12S              | 日本BrainBase株式会社 |      |

| 流水号    | 产品名称           | 产品规格                                                                       | 产品型号                                                                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| KQ6001 | 种植体            | 直径6.5mm 长度8mm\$直径6.5mm<br>长度10mm\$直径6.5mm 长度12mm                           | C6508S\$C6510S\$C6512S                                                       | 日本BrainBase株式会社  |      |
| KQ6002 | 种植体            | 直径7.0mm 长度8mm\$直径7.0mm<br>长度10mm                                           | BW7008S\$BW7010S                                                             | 日本BrainBase株式会社  |      |
| KQ6003 | 种植体            | 直径7.0mm 长度8mm\$直径7.0mm<br>长度10mm                                           | EW7008S\$EW7010S                                                             | 日本BrainBase株式会社  |      |
| KQ6006 | 牙科种植体          | 直径为3.5mm，\$长度为7.5mm\$直<br>径为3.5mm，\$长度为9.5mm\$直径<br>为3.5mm，\$长度为11.5mm\$直径 | 935260\$935261\$935262<br>\$935263\$935264\$93518<br>3\$935174\$935175\$9351 | 瑞士 SIC invent AG |      |
| KQ6061 | 直型再造钛板 全长100mm | 直型再造钛板 全长100mm                                                             | 68.95.01                                                                     | 德国Medicon eG     |      |
| KQ6062 | 直型再造钛板 全长110mm | 直型再造钛板 全长110mm                                                             | 68.95.02                                                                     | 德国Medicon eG     |      |
| KQ6063 | 直型再造钛板 全长120mm | 直型再造钛板 全长120mm                                                             | 68.95.03                                                                     | 德国Medicon eG     |      |
| KQ6064 | 直型再造钛板 全长130mm | 直型再造钛板 全长130mm                                                             | 68.95.04                                                                     | 德国Medicon eG     |      |
| KQ6065 | 直型再造钛板 全长150mm | 直型再造钛板 全长150mm                                                             | 68.95.05                                                                     | 德国Medicon eG     |      |
| KQ6066 | 直型再造钛板 全长160mm | 直型再造钛板 全长160mm                                                             | 68.95.06                                                                     | 德国Medicon eG     |      |
| KQ6067 | 直型再造钛板 全长180mm | 直型再造钛板 全长180mm                                                             | 68.95.07                                                                     | 德国Medicon eG     |      |
| KQ6068 | 颅颌面外伤固定系统      | 直型重建接骨板                                                                    | 214-0064                                                                     | 美国OsteoMed L.P.  |      |

| 流水号    | 产品名称                                        | 产品规格                                                                 | 产品型号                                                                 | 生产企业                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| KQ6069 | 颅颌面外伤固定系统                                   | 中度4孔接骨板                                                              | 214-0080                                                             | 美国OsteoMed L.P.              |      |
| KQ6070 | 颅颌面外伤固定系统                                   | 中度6孔接骨板                                                              | 214-0100                                                             | 美国OsteoMed L.P.              |      |
| KQ6073 | 钛骨固定螺钉                                      | 中型自钻钛钉，十字头，<br>1.6*6mm                                               | 31414                                                                | 德国 Rebstock Instruments GmbH |      |
| KQ6074 | 钛骨固定螺钉                                      | 中型自钻钛钉，十字头，<br>1.6*7mm                                               | 31415                                                                | 德国 Rebstock Instruments GmbH |      |
| KQ6075 | 钛骨固定螺钉                                      | 中型自钻钛钉，十字头，<br>1.6*8mm                                               | 31416                                                                | 德国 Rebstock Instruments GmbH |      |
| KQ6084 | IFI种植体                                      | 种植体D:3.5，种植体P:4.8，种植体C:1.8，种植体L:8，螺丝D:5.5，螺丝L:6.5.                   | IFI 3508PM                                                           | 韩国 DSI公司                     |      |
| KQ6124 | 种植体易美全瓷冠                                    | 种植体易美全瓷冠（定制式）                                                        | 定制式                                                                  | 深圳市金悠然科技有限公司                 |      |
| KQ6128 | 钛合金螺钉                                       | 重建型普通螺纹，直径:2.4mm，长度:10~14mm。                                         | MA03-2.4*10\$MA03-2.4*12\$MA03-2.4*14                                | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| KQ6129 | 流动树脂                                        | 注射器装，2*2g / 包                                                        | 7032A1\$7032A2\$7032A3\$7032A3.5\$7032A4\$7032B1\$7032B2\$7032C2\$70 | 美国3M ESPE Dental Products    |      |
| KQ6130 | 光固化复合树脂（商品名：3M ESPE Filtek™ Z350 XT 通用纳米树脂） | 注射器装，4g / 支                                                          | 7018S 单色套装（Single Shade Introductory Kit）                            | 美国3M ESPE Dental Products    |      |
| KQ6139 | 光固化复合树脂                                     | 注射器装，4g / 支                                                          | 光固化复合树脂（Z100型） 3M ESPE Z100 Restorative / Valux                      | 美国3M ESPE Dental Products    |      |
| KQ6156 | 锥形植牙外科套餐                                    | 锥钻3.0*30.3（B*A）\$锥钻2.8*31.7（B*A）\$锥钻2.7*33.2（B*A）\$锥钻2.7*34.7（B*A）\$ | OTSK:AGDLC\$OTSK:OSLM D20L\$OTSK:ADG\$OTSK:APP500\$OTSK:APP400\$OT   | 韩国 Osstem Implant Co., Ltd.  |      |

| 流水号    | 产品名称                 | 产品规格                                                | 产品型号                                                   | 生产企业                        | 挂网企业 |
|--------|----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| KQ6207 | 钛合金螺钉                | 自钻自攻螺纹，直径:1.5mm，长度:4~7mm；\$自钻自攻螺纹，直径:2.0mm，长度:5~6mm | MA102-1.5*4\$MA102-1.5*5\$MA102-1.5*6\$MA102-          | 宁波慈北医疗器械有限公司                |      |
| KQ6220 | 螺旋器（商品名：FORESTADENT） |                                                     | 130-2000\$100-2000\$150-2000\$150-2011\$167-1326\$134- | 德国Bernhard Forster GmbH     |      |
| KQ6221 | 外科种植体                |                                                     | 82000\$82001\$82004                                    | 美国Howmedica Osteonics Corp. |      |
| KQ6222 | 扳手                   |                                                     | INCODI                                                 | 法国Anthogyr S. A. S          |      |
| KQ6223 | 牙龈切割用工具              |                                                     | INMIB001                                               | 法国Anthogyr S. A. S          |      |
| KQ6224 | 螺丝                   |                                                     | L-Pin                                                  | 日本BrainBase株式会社             |      |
| KQ6225 | 技工螺丝                 |                                                     | OICA005\$OIC0018                                       | 法国Anthogyr S. A. S          |      |
| KQ6226 | 基台转移体                |                                                     | OPAC500\$OPSC500\$OPAC600\$OPSC600                     | 法国Anthogyr S. A. S          |      |
| KQ6227 | 扳手                   |                                                     | OPCP160\$OPCS100\$OPCV060\$OPCV160                     | 法国Anthogyr S. A. S          |      |
| KQ6228 | 代型                   |                                                     | OPIA100                                                | 法国Anthogyr S. A. S          |      |
| KQ6229 | 深度测量杆                |                                                     | OPJD100                                                | 法国Anthogyr S. A. S          |      |
| KQ6230 | 平行杆                  |                                                     | OPJP100                                                | 法国Anthogyr S. A. S          |      |



| 流水号    | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号             | 生产企业               | 挂网企业 |
|--------|----------|------|------------------|--------------------|------|
| KQ6231 | 定位器      |      | OPLA100          | 法国Anthogyr S. A. S |      |
| KQ6232 | 转移杆      |      | OPLA500          | 法国Anthogyr S. A. S |      |
| KQ6233 | 代型       |      | OPLA600          | 法国Anthogyr S. A. S |      |
| KQ6234 | 延长杆      |      | OPMP250          | 法国Anthogyr S. A. S |      |
| KQ6235 | 种植体顶杆    |      | OPMV180\$OPMV250 | 法国Anthogyr S. A. S |      |
| KQ6236 | 金属基底铸造基台 |      | OPOG100          | 法国Anthogyr S. A. S |      |
| KQ6237 | 导向钻      |      | OPP015100        | 法国Anthogyr S. A. S |      |
| KQ6238 | 临时基台     |      | OPSC200\$OPAC200 | 法国Anthogyr S. A. S |      |
| KQ6239 | 圆锥基台代型   |      | OPSC700\$OPAC700 | 法国Anthogyr S. A. S |      |
| KQ6240 | 技工固位螺丝   |      | OPTS162          | 法国Anthogyr S. A. S |      |
| KQ6243 | 光面带环     |      | 光面带环             | 阜宁三比医疗器械有限公司       |      |
| KQ6244 | 圆丝弓带环    |      | 焊颊面管带环（圆丝弓颊面管）   | 阜宁三比医疗器械有限公司       |      |

| 流水号    | 产品名称        | 产品规格                                 | 产品型号                                 | 生产企业              | 挂网企业 |
|--------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------|
| KQ6249 | 一次性使用口腔检查包  |                                      |                                      | 福建省安康医疗器械有限公司     |      |
| NK0005 | 取石球囊导管      | 导管长度200cm，三腔适用导丝，适用2.8mm以上直径通道。      | 134030\$134031\$134032<br>\$134033   | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| NK0008 | 一次性使用内窥镜活检包 | I-A型\$II-A型\$III-A型\$IV-A型\$<br>V-A型 | I-A型\$II-A型\$III-A型<br>\$IV-A型\$V-A型 | 南京佳普医疗设备有限公司      |      |
| NK0009 | 一次性使用内窥镜活检包 | I-B型\$II-B型\$III-B型\$IV-B型\$<br>V-B型 | I-B型\$II-B型\$III-B型<br>\$IV-B型\$V-B型 | 南京佳普医疗设备有限公司      |      |
| NK0103 | 内视镜取物袋      | 记忆型钢索 12.7cm*17.78cm                 | FEP136080                            | 中国台湾普威国际有限公司      |      |
| NK0104 | 内视镜取物袋      | 记忆型钢索 19.05cm*22.86cm                | FEP136080                            | 中国台湾普威国际有限公司      |      |
| NK0105 | 内视镜取物袋      | 记忆型钢索 7.62cm*15.74cm                 | FEP136080                            | 中国台湾普威国际有限公司      |      |
| NK0106 | 内视镜取物袋      | 记忆型钢索、附管、拉柄<br>12.7cm*17.78cm        | FEP157080                            | 中国台湾普威国际有限公司      |      |
| NK0107 | 内视镜取物袋      | 记忆型钢索、附管、拉柄<br>19.05cm*22.86cm       | FEP157080                            | 中国台湾普威国际有限公司      |      |
| NK0108 | 内视镜取物袋      | 记忆型钢索、附管、拉柄<br>7.62cm*15.74cm        | FEP157080                            | 中国台湾普威国际有限公司      |      |
| NK0109 | 内视镜取物袋      | 附管 19.05cm*22.86cm                   | FEP236100                            | 中国台湾普威国际有限公司      |      |
| NK0110 | 内视镜取物袋      | 附管 7.62cm*15.74cm                    | FEP236100                            | 中国台湾普威国际有限公司      |      |

| 流水号    | 产品名称          | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                             | 生产企业          | 挂网企业          |
|--------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| NK0111 | 内视镜取物袋        | 附管 12.7cm*17.78cm                                                                           | FEP257100                                                        | 中国台湾普威国际有限公司  |               |
| NK0112 | 内视镜取物袋        | 附管与拉柄 12.7cm*17.78cm                                                                        | FEP257100                                                        | 中国台湾普威国际有限公司  |               |
| NK0113 | 内视镜取物袋        | 附管与拉柄 19.05*22.86                                                                           | FEP257100                                                        | 中国台湾普威国际有限公司  |               |
| NK0114 | 内视镜取物袋        | 附管与拉柄 7.62cm*15.74cm                                                                        | FEP257100                                                        | 中国台湾普威国际有限公司  |               |
| NK0122 | 一次性内镜取物袋      | FRC1-10\$FRC2-10\$FRC3-10                                                                   | FRC1-10\$FRC2-10\$FRC3-10                                        | 江苏风和医疗器材有限公司  |               |
| NK0123 | 一次性内镜取物袋      | FRC1-5\$FRC3-5                                                                              | FRC1-5\$FRC3-5                                                   | 江苏风和医疗器材有限公司  |               |
| NK0129 | 一次性使用取物袋      | HQW- I \$HQW- II \$HQW-III\$HQW- I V\$HQW-V                                                 | HQW- I \$HQW- II \$HQW-III\$HQW- I V\$HQW-V                      | 南京华尔特医疗设备有限公司 | 南京华尔特医疗设备有限公司 |
| NK0130 | 一次性使用活体取样钳    | HQY-23-500 I \$HQY-23-500 II \$HQY-23-500III\$HQY-23-500IV \$HQY-23-1600 I \$HQY-23-1600 II | HQY-23-500 I \$HQY-23-500 II \$HQY-23-500III\$HQY-23-500IV\$HQY- | 南京华尔特医疗设备有限公司 | 南京华尔特医疗设备有限公司 |
| NK0131 | 一次性内镜取物袋      | HRC1-10\$HRC2-10\$HRC3-10                                                                   | HRC1-10\$HRC2-10\$HRC3-10                                        | 江苏风和医疗器材有限公司  |               |
| NK0132 | 一次性内镜取物袋      | HRC1-5\$HRC3-5                                                                              | HRC1-5\$HRC3-5                                                   | 江苏风和医疗器材有限公司  |               |
| NK0134 | 微创外科专用切除组织取出器 | HSD-100                                                                                     | HSD-100                                                          | 广州迪克医疗器械有限公司  |               |
| NK0136 | 微创外科专用切除组织取出器 | HSD-130                                                                                     | HSD-130                                                          | 广州迪克医疗器械有限公司  |               |

| 流水号    | 产品名称          | 产品规格                                                                       | 产品型号                                                                       | 生产企业              | 挂网企业 |
|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| NK0138 | 微创外科专用切除组织取出器 | HSD-40                                                                     | HSD-40                                                                     | 广州迪克医疗器械有限公司      |      |
| NK0140 | 微创外科专用切除组织取出器 | HSD-60                                                                     | HSD-60                                                                     | 广州迪克医疗器械有限公司      |      |
| NK0142 | 微创外科专用切除组织取出器 | HSD-80                                                                     | HSD-80                                                                     | 广州迪克医疗器械有限公司      |      |
| NK0172 | 内窥镜用钳         | K0518-A\$K0518-B\$K0518-C\$K0518-GK0522-A\$K0522-B\$K0522-C\$K0522-GK0618- | K0518-A\$K0518-B\$K0518-C\$K0518-GK0522-A\$K0522-B\$K0522-C\$K0522-GK0618- | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| NK0193 | 取石球囊导管        | 导管长度200cm，三腔适用导丝，适用2.8mm以上直径通道。                                            | N135030\$N135031\$N135032\$N135033\$N135030PRO                             | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| NK0197 | 一次性使用活体取样钳    | PTY1-2316BT(内镜可变角度活检钳)                                                     | PTY1 Φ2.3*1600mm(内镜可变角度活检钳)活检钳前端20CM，直径                                    | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司     |      |
| NK0198 | 一次性使用活体取样钳    | PTY1-2318BT(内镜可变角度活检钳)                                                     | PTY1 Φ2.3*1800mm(内镜可变角度活检钳)活检钳前端20CM，直径                                    | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司     |      |
| NK0199 | 一次性使用活体取样钳    | PTY1-2323BT(内镜可变角度活检钳)                                                     | PTY1 Φ2.3*2300mm(内镜可变角度活检钳)活检钳前端20CM，直径                                    | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司     |      |
| NK0200 | 一次性使用活体取样钳    | PTY2-2316BTC(内镜可变角度活检钳)                                                    | PTY2 Φ2.3*1600mm(内镜可变角度活检钳)                                                | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司     |      |
| NK0201 | 一次性使用活体取样钳    | PTY2-2318BTC(内镜可变角度活检钳)                                                    | PTY2 Φ2.3*1800mm(内镜可变角度活检钳)                                                | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司     |      |
| NK0202 | 一次性使用活体取样钳    | PTY2-2323BTC(内镜可变角度活检钳)                                                    | PTY2 Φ2.3*2300mm(内镜可变角度活检钳)                                                | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司     |      |
| NK0203 | 一次性使用活体取样钳    | PTZ1-2316BT0(内镜可变角度活检钳)                                                    | PTZ1 Φ2.3*1600mm(内镜可变角度活检钳)活检钳前端20CM，直径                                    | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司     |      |

| 流水号    | 产品名称             | 产品规格                                                                               | 产品型号                                                         | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------|
| NK0204 | 一次性使用活体取样钳       | PTZ1-2318BT0(内镜可变角度活检钳)                                                            | PTZ1 Φ2.3*1800mm(内镜可变角度活检钳)活检钳前端20CM, 直径                     | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| NK0205 | 一次性使用活体取样钳       | PTZ1-2323BT0(内镜可变角度活检钳)                                                            | PTZ1 Φ2.3*2300mm(内镜可变角度活检钳)活检钳前端20CM, 直径                     | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| NK0238 | 一次性使用活体取样钳       | QYQ-FA1.6XL\$QYQ-FA1.8XL\$QYQ-FA2.3XL\$QYQ-FA2.6XL\$QYQ-FA3.0XL                    | QYQ-FA1.6XL\$QYQ-FA1.8XL\$QYQ-FA2.3XL\$QYQ-                  | 南京佳普医疗设备有限公司  |      |
| NK0239 | 一次性使用活体取样钳       | QYQ-FA1.6XL\$QYQ-FA1.8XL\$QYQ-FA2.3XL\$QYQ-FA2.6XL\$QYQ-FA3.0XL\$QYQ-FB1.6XL\$QYQ- | QYQ-FA1.6XL\$QYQ-FA1.8XL\$QYQ-FA2.3XL\$QYQ-                  | 南京佳普医疗设备有限公司  |      |
| NK0240 | 一次性使用活体取样钳       | QYQ-FB1.6XL\$QYQ-FB1.8XL\$QYQ-FB2.3XL\$QYQ-FB2.6XL\$QYQ-FB3.0XL                    | QYQ-FB1.6XL\$QYQ-FB1.8XL\$QYQ-FB2.3XL\$QYQ-                  | 南京佳普医疗设备有限公司  |      |
| NK0241 | 一次性使用活体取样钳       | QYQ-FC1.6XL\$QYQ-FC1.8XL\$QYQ-FC2.3XL\$QYQ-FC2.6XL\$QYQ-FC3.0XL                    | QYQ-FC1.6XL\$QYQ-FC1.8XL\$QYQ-FC2.3XL\$QYQ-                  | 南京佳普医疗设备有限公司  |      |
| NK0242 | 一次性使用活体取样钳       | QYQ-FD1.6XL\$QYQ-FD1.8XL\$QYQ-FD2.3XL\$QYQ-FD2.6XL\$QYQ-FD3.0XL                    | QYQ-FD1.6XL\$QYQ-FD1.8XL\$QYQ-FD2.3XL\$QYQ-                  | 南京佳普医疗设备有限公司  |      |
| NK0252 | 内窥镜一次性无菌活体取样钳    | 钳头直径:1.6mm;工作长度:300mm.\$钳头直径:1.6mm;工作长度:500mm.\$钳头直                                | TM-BF-16/3-A\$TM-BF-16/5-A\$TM-BF-16/8-A\$TM-BF-16/10-A\$TM- | 南京迈创医疗器械有限公司  |      |
| NK0253 | 内窥镜一次性无菌活体取样钳    | 钳头直径:1.6mm;工作长度:300mm.\$钳头直径:1.6mm;工作长度:500mm.\$钳头直                                | TM-BF-16/3-B\$TM-BF-16/5-B\$TM-BF-16/8-B\$TM-BF-16/10-B\$TM- | 南京迈创医疗器械有限公司  |      |
| NK0254 | 带涂层内窥镜一次性无菌活体取样钳 | 钳头直径:1.6mm;工作长度:300mm.\$钳头直径:1.6mm;工作长度:500mm.\$钳头直                                | TM-BF-16/3-B-C\$TM-BF-16/5-B-C\$TM-BF-16/8-B-C\$TM-BF-       | 南京迈创医疗器械有限公司  |      |
| NK0255 | 带涂层内窥镜一次性无菌活体取样钳 | 钳头直径:1.6mm;工作长度:300mm.\$钳头直径:1.6mm;工作长度:500mm.\$钳头直                                | TM-BF-16/3-A-C\$TM-BF-16/5-A-C\$TM-BF-16/8-A-C\$TM-BF-       | 南京迈创医疗器械有限公司  |      |
| NK0256 | 内窥镜一次性无菌活体取样钳    | 钳头直径:2.3mm;工作长度:300mm.\$钳头直径:2.3mm;工作长度:500mm.\$钳头直                                | TM-BF-23/3-A\$TM-BF-23/5-A\$TM-BF-23/8-A\$TM-BF-23/10-A\$TM- | 南京迈创医疗器械有限公司  |      |

| 流水号    | 产品名称             | 产品规格                                                  | 产品型号                                                         | 生产企业              | 挂网企业 |
|--------|------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| NK0257 | 带涂层内窥镜一次性无菌活体取样钳 | 钳头直径:2.3mm;工作长度:300mm. \$钳头直径:2.3mm;工作长度:500mm. \$钳头直 | TM-BF-23/3-A-C\$TM-BF-23/5-A-C\$TM-BF-23/8-A-C\$TM-BF-       | 南京迈创医疗器械有限公司      |      |
| NK0258 | 内窥镜一次性无菌活体取样钳    | 钳头直径:2.3mm;工作长度:300mm. \$钳头直径:2.3mm;工作长度:500mm. \$钳头直 | TM-BF-23/3-B\$TM-BF-23/5-B\$TM-BF-23/8-B\$TM-BF-23/10-B\$TM- | 南京迈创医疗器械有限公司      |      |
| NK0259 | 带涂层内窥镜一次性无菌活体取样钳 | 钳头直径:2.3mm;工作长度:300mm. \$钳头直径:2.3mm;工作长度:500mm. \$钳头直 | TM-BF-23/3-B-C\$TM-BF-23/5-B-C\$TM-BF-23/8-B-C\$TM-BF-       | 南京迈创医疗器械有限公司      |      |
| NK0264 | 微创活检钳            | W- II 型                                               | W- II 型                                                      | 德州新方向医学光学医疗器械有限公司 |      |
| NK0265 | 硬性内镜钳            | 1561GK                                                | WF-1561GK                                                    | 上海威尔逊光电仪器有限公司     |      |
| NK0266 | WF型内镜用软管式活组织取样钳  | 1807BS                                                | WF-1807BS                                                    | 上海威尔逊光电仪器有限公司     |      |
| NK0267 | WF型内镜用软管式活组织取样钳  | 1807BT                                                | WF-1807BT                                                    | 上海威尔逊光电仪器有限公司     |      |
| NK0268 | WF型内镜用软管式活组织取样钳  | 1807BV                                                | WF-1807BV                                                    | 上海威尔逊光电仪器有限公司     |      |
| NK0269 | WF型内镜用软管式活组织取样钳  | 1810BS                                                | WF-1810BS                                                    | 上海威尔逊光电仪器有限公司     |      |
| NK0270 | WF型内镜用软管式活组织取样钳  | 1810BT                                                | WF-1810BT                                                    | 上海威尔逊光电仪器有限公司     |      |
| NK0271 | WF型内镜用软管式活组织取样钳  | 1810BU                                                | WF-1810BU                                                    | 上海威尔逊光电仪器有限公司     |      |
| NK0272 | WF型内镜用软管式活组织取样钳  | 1810BV                                                | WF-1810BV                                                    | 上海威尔逊光电仪器有限公司     |      |

| 流水号    | 产品名称            | 产品规格     | 产品型号        | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|-----------------|----------|-------------|---------------|------|
| NK0273 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 1810G I  | WF-1810G I  | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0274 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 1810GH   | WF-1810GH   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0275 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 1810GJ   | WF-1810GJ   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0276 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 1810GK   | WF-1810GK   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0277 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2415BS   | WF-2415BS   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0278 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2415BT   | WF-2415BT   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0279 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2415BU   | WF-2415BU   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0280 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2415BV   | WF-2415BV   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0281 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2415BW   | WF-2415BW   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0282 | 软性内镜圈型异物取出钳     | 2415DT15 | WF-2415DT15 | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0283 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2415G I  | WF-2415G I  | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0284 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2415GH   | WF-2415GH   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称            | 产品规格     | 产品型号        | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|-----------------|----------|-------------|---------------|------|
| NK0285 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2415GJ   | WF-2415GJ   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0286 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2415GK   | WF-2415GK   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0287 | 软性内镜爪型异物取出钳     | 2415GM3G | WF-2415GM3G | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0288 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2417BS   | WF-2417BS   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0289 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2417BT   | WF-2417BT   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0290 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2421BS   | WF-2421BS   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0291 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2421BT   | WF-2421BT   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0292 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2421BU   | WF-2421BU   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0293 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2421BW   | WF-2421BW   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0294 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2421G I  | WF-2421G I  | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0295 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2421GH   | WF-2421GH   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0296 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2421GJ   | WF-2421GJ   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |



| 流水号    | 产品名称            | 产品规格    | 产品型号        | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|-----------------|---------|-------------|---------------|------|
| NK0297 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2421GK  | WF-2421GK   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0298 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2423BS  | WF-2423BS   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0299 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2423BT  | WF-2423BT   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0300 | WF型内镜用软管式活组织取样钳 | 2423BV  | WF-2423BV   | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0301 | 硬性内镜钳           | 1361BU  | WF-Y1361BU  | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0302 | 硬性内镜钳           | 1361GH  | WF-Y1361GH  | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0303 | 硬性内镜钳           | 1361GK  | WF-Y1361GK  | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0304 | 硬性内镜钳           | 1361GZ  | WF-Y1361GZ  | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0305 | 硬性内镜钳           | 1561BU  | WF-Y1561BU  | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0306 | 硬性内镜钳           | 1561G I | WF-Y1561G I | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0307 | 硬性内镜钳           | 1561GH  | WF-Y1561GH  | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |
| NK0308 | 硬性内镜钳           | 1561GZ  | WF-Y1561GZ  | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格       | 产品型号        | 生产企业           | 挂网企业 |
|--------|------------|------------|-------------|----------------|------|
| NK0309 | 硬性内镜钳      | 1661BU     | WF-Y1661BU  | 上海威尔逊光电仪器有限公司  |      |
| NK0310 | 硬性内镜钳      | 1661G I    | WF-Y1661G I | 上海威尔逊光电仪器有限公司  |      |
| NK0311 | 硬性内镜钳      | 1661GH     | WF-Y1661GH  | 上海威尔逊光电仪器有限公司  |      |
| NK0312 | 硬性内镜钳      | 1661GK     | WF-Y1661GK  | 上海威尔逊光电仪器有限公司  |      |
| NK0313 | 硬性内镜钳      | 1661GZ     | WF-Y1661GZ  | 上海威尔逊光电仪器有限公司  |      |
| NK0314 | 硬性内镜钳      | 2241BU     | WF-Y2241BU  | 上海威尔逊光电仪器有限公司  |      |
| NK0315 | 硬性内镜钳      | 2241G I    | WF-Y2241G I | 上海威尔逊光电仪器有限公司  |      |
| NK0316 | 硬性内镜钳      | 2241GH     | WF-Y2241GH  | 上海威尔逊光电仪器有限公司  |      |
| NK0317 | 硬性内镜钳      | 2241GK     | WF-Y2241GK  | 上海威尔逊光电仪器有限公司  |      |
| NK0318 | 硬性内镜钳      | 2241GZ     | WF-Y2241GZ  | 上海威尔逊光电仪器有限公司  |      |
| NK0330 | 一次性使用器官外套袋 | 大号\$中号\$小号 | 平底型         | 苏州新区圣达卫生器材有限公司 |      |
| NK0336 | 一次性使用器官外套袋 | 大号\$中号\$小号 | 圆底型         | 苏州新区圣达卫生器材有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                                                         | 产品型号                                                 | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|
| NW0020 | 直形钛板、标准4孔钛板、标准20孔钛板        | 015-040钛板，直形，1孔*1孔，4mm轴距\$015-042钛板，直形，1孔*1孔，8mm轴距\$015-044钛 | 015-040\$015-042\$015-044\$015-246\$015-247\$015-018 | 美国Medtronic Inc. |      |
| NW0021 | 标准7孔L形钛板、标准6孔T形钛板、标准4孔方形钛板 | 015-102L标准7孔2*5L形小钛板，间距2.5mm，左L形\$015-102R标准7孔2*5L形小钛板，间     | 015-102L\$015-102R\$015-132\$015-257                 | 美国Medtronic Inc. |      |
| NW0022 | 钻孔钛板、牙钻孔式钛板                | 015-262-11钻孔钛板，扇叶形，直径11mm\$015-262-14钻孔钛板，扇叶形，直径14mm\$015-   | 015-262-11\$015-262-14\$015-262-18\$015-270\$015-271 | 美国Medtronic Inc. |      |
| NW0023 | 带线脑棉                       | 1*2cm                                                        | 无显影                                                  | 广东泽昌贸易有限公司       |      |
| NW0024 | 带线脑棉                       | 1*6.5cm                                                      | 无显影                                                  | 广东泽昌贸易有限公司       |      |
| NW0030 | 自攻骨钉                       | 1.2*10                                                       | 420179                                               | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0031 | 自攻骨钉                       | 1.2*11                                                       | 420180                                               | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0032 | 自攻骨钉                       | 1.2*12                                                       | 420181                                               | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0041 | 自攻骨钉                       | 1.2*2                                                        | 420171                                               | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0042 | 自攻骨钉                       | 1.2*2                                                        | 420171                                               | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0047 | 自攻骨钉                       | 1.2*3                                                        | 420172                                               | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0048 | 自攻骨钉                       | 1.2*3                                                        | 420172                                               | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格             | 产品型号     | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------|------------------|----------|------------------|------|
| NW0049 | 自攻骨钉       | 1. 2*4           | 420173   | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0050 | 自攻骨钉       | 1. 2*4           | 420173   | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0051 | 自攻骨钉       | 1. 2*5           | 420174   | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0052 | 自攻骨钉       | 1. 2*5           | 420174   | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0053 | 自攻骨钉       | 1. 2*6           | 420175   | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0054 | 自攻骨钉       | 1. 2*6           | 420175   | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0055 | 自攻骨钉       | 1. 2*7           | 420176   | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0056 | 自攻骨钉       | 1. 2*7           | 420176   | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0057 | 自攻骨钉       | 1. 2*8           | 420177   | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0058 | 自攻骨钉       | 1. 2*8           | 420177   | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0059 | 自攻骨钉       | 1. 2*9           | 420178   | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0060 | 颅颌面接骨板固定系统 | 1. 2mm*3mm自攻接骨螺钉 | 211-1203 | 美国OsteoMed L.P.  |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格                      | 产品型号                         | 生产企业                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| NW0061 | 颅颌面接骨板固定系统 | 1.2mm*4mm自攻接骨螺钉           | 211-1204                     | 美国OsteoMed L.P.                                              |      |
| NW0062 | 颅颌面接骨板固定系统 | 1.2mm*5mm自攻接骨螺钉           | 211-1205                     | 美国OsteoMed L.P.                                              |      |
| NW0085 | 带线脑棉       | 1.5*3cm                   | 无显影                          | 广东泽昌贸易有限公司                                                   |      |
| NW0091 | 自钻螺钉       | 1.5*4mm\$1.5*5mm          | 51-15904\$51-15905           | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG<br>Division Osteosynthesis  |      |
| NW0092 | 自攻螺钉       | 1.5*4mm\$1.5*5mm\$1.5*6mm | 51-15004\$51-15005\$51-15006 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division<br>Osteosynthesis |      |
| NW0098 | 自钻螺钉       | 1.5mm自转螺钉, 3mm长           | SCD20305                     | 美国 Bioplate, Inc                                             |      |
| NW0099 | 自钻螺钉       | 1.5mm自转螺钉, 3mm长           | SCD20301                     | 美国 Bioplate, Inc                                             |      |
| NW0100 | 自钻螺钉       | 1.5mm自转螺钉, 4mm长           | SCD20405                     | 美国 Bioplate, Inc                                             |      |
| NW0101 | 自钻螺钉       | 1.5mm自转螺钉, 4mm长           | SCD20401                     | 美国 Bioplate, Inc                                             |      |
| NW0102 | 自钻螺钉       | 1.5mm自转螺钉, 5mm长           | SCD20505                     | 美国 Bioplate, Inc                                             |      |
| NW0103 | 自钻螺钉       | 1.5mm自转螺钉, 5mm长           | SCD20501                     | 美国 Bioplate, Inc                                             |      |
| NW0152 | 自攻螺钉       | 1.6*4mm                   | 14-1S3-1604                  | 美国 KINAMED, INC.                                             |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格            | 产品型号        | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------|-----------------|-------------|------------------|------|
| NW0155 | 自攻螺钉       | 1.6*5mm         | 14-1S3-1605 | 美国 KINAMED, INC. |      |
| NW0159 | 十字自钻螺钉     | 1.6mm*3.5mm     | 9001635     | 美国Medtronic Inc. |      |
| NW0161 | 螺钉         | 1.6mm*3.5mm     | 14-1S1-1635 | 美国 KINAMED, INC. |      |
| NW0162 | 钛钉         | 1.6mm*4.0mm     | 9001640     | 美国Medtronic Inc. |      |
| NW0163 | 螺钉         | 1.6mm*4mm       | 14-1S1-1604 | 美国 KINAMED, INC. |      |
| NW0164 | 颅颌面接骨板固定系统 | 1.6mm*4mm自攻接骨螺钉 | 211-1604    | 美国OsteoMed L.P.  |      |
| NW0165 | 颅颌面接骨板固定系统 | 1.6mm*4mm自攻接骨螺钉 | 211-2004-CH | 美国OsteoMed L.P.  |      |
| NW0166 | 螺钉         | 1.6mm*5mm       | 14-1S1-1605 | 美国 KINAMED, INC. |      |
| NW0167 | 颅颌面接骨板固定系统 | 1.6mm*5mm自攻接骨螺钉 | 211-2005-CH | 美国OsteoMed L.P.  |      |
| NW0168 | 颅颌面接骨板固定系统 | 1.6mm*5mm自攻接骨螺钉 | 211-1605    | 美国OsteoMed L.P.  |      |
| NW0169 | 螺钉         | 1.6mm*6mm       | 14-1S1-1606 | 美国 KINAMED, INC. |      |
| NW0170 | 颅颌面接骨板固定系统 | 1.6mm*6mm自攻接骨螺钉 | 211-2006-CH | 美国OsteoMed L.P.  |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格            | 产品型号          | 生产企业                                                       | 挂网企业 |
|--------|------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------|------|
| NW0171 | 颅颌面接骨板固定系统 | 1.6mm*6mm自攻接骨螺钉 | 211-1606      | 美国OsteoMed L.P.                                            |      |
| NW0172 | 颅颌面接骨板固定系统 | 1.6mm*8mm自攻接骨螺钉 | 211-2008-CH   | 美国OsteoMed L.P.                                            |      |
| NW0174 | 应急自攻螺钉     | 1.7*4mm         | 51-17304      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co. KG, Division Osteosynthesis |      |
| NW0180 | 瓣形骨板+骨钉    | 1.8*10          | 421702+421712 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                           |      |
| NW0181 | 扇形骨板       | 1.8*12          | 421721        | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                           |      |
| NW0182 | 扇形骨板       | 1.8*12          | 421722        | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                           |      |
| NW0183 | 瓣形骨板+骨钉    | 1.8*14          | 421703+421712 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                           |      |
| NW0184 | 扇形骨板       | 1.8*16          | 421723        | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                           |      |
| NW0185 | 扇形骨板       | 1.8*16          | 421724        | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                           |      |
| NW0186 | 扇形骨板       | 1.8*20          | 421725        | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                           |      |
| NW0187 | 扇形骨板       | 1.8*20          | 421726        | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                           |      |
| NW0188 | 瓣形骨板+骨钉    | 1.8*7           | 421701+421712 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                           |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格                | 产品型号        | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------|---------------------|-------------|------------------|------|
| NW0189 | 自攻螺钉       | 1.9mm*3mm           | 812068      | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0190 | 自攻螺钉       | 1.9mm*3mm           | 812068      | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0191 | 自攻螺钉       | 1.9mm*3mm           | 812075      | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0192 | 自攻螺钉       | 1.9mm*3mm           | 812075      | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0193 | 自攻螺钉       | 1.9mm*4mm           | 812076      | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0194 | 自攻螺钉       | 1.9mm*4mm           | 812069      | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0196 | 自攻螺钉       | 1.9mm*4mm           | 812076      | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0197 | 自攻螺钉       | 1.9mm*4mm           | 812080      | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0198 | 自攻螺钉       | 1.9mm*4mm           | 812069      | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0199 | 颅颌面接骨板固定系统 | 1.9mm*4mm安全接骨螺钉     | 208-1904    | 美国OsteoMed L.P.  |      |
| NW0200 | 颅颌面接骨板固定系统 | 1.9mm*4mm安全接骨螺钉，四方槽 | 208-1904-CD | 美国OsteoMed L.P.  |      |
| NW0201 | 自攻螺钉       | 1.9mm*5mm           | 812077      | 美国 Bioplate, Inc |      |



| 流水号    | 产品名称   | 产品规格                       | 产品型号   | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|--------|----------------------------|--------|------------------|------|
| NW0202 | 自攻螺钉   | 1.9mm*5mm                  | 812070 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0203 | 自攻螺钉   | 1.9mm*5mm                  | 812077 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0204 | 自攻螺钉   | 1.9mm*5mm                  | 812070 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0205 | 自攻螺钉   | 1.9mm*6mm                  | 812078 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0206 | 自攻螺钉   | 1.9mm*6mm                  | 812078 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0207 | 自攻螺钉   | 1.9mm, Insert              | 813096 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0208 | 二孔钛板   | 1.9mmB I O-100二孔钛板         | 812037 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0209 | T形五孔钛板 | 1.9mm钛板, T型五孔链, 长16mm, 单片装 | 813031 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0210 | T形五孔钛板 | 1.9mm钛板, T型五孔链, 长16mm, 单片装 | 813031 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0211 | 六孔钛板   | 1.9mm钛板, X型六孔链, 长18mm, 单片装 | 813030 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0212 | 六孔钛板   | 1.9mm钛板, X型六孔链, 长18mm, 单片装 | 813030 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0213 | 五孔钛板   | 1.9mm钛板, Y型五孔链, 长19mm      | 813029 | 美国 Bioplate, Inc |      |

| 流水号    | 产品名称    | 产品规格                             | 产品型号   | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------|----------------------------------|--------|------------------|------|
| NW0214 | 五孔钛板    | 1.9mm钛板，Y型五孔链，长19mm              | 813029 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0215 | 八孔长方形钛板 | 1.9mm钛板，八孔长方型链，<br>11mm*25mm，单片装 | 813036 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0216 | 八孔长方形钛板 | 1.9mm钛板，八孔长方型链，<br>11mm*25mm，单片装 | 813036 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0217 | 二孔钛板    | 1.9mm钛板，二孔直链，长12mm               | 813027 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0218 | 二孔钛板    | 1.9mm钛板，二孔直链，长12mm               | 813027 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0219 | 二孔钛板    | 1.9mm钛板，二孔直链，长<br>12mm，单片装       | 813048 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0220 | 二孔钛板    | 1.9mm钛板，二孔直链，长<br>12mm，单片装       | 813048 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0221 | 六孔方形钛板  | 1.9mm钛板，六孔方型链，<br>9mm*18mm，单片装   | 813035 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0222 | 六孔方形钛板  | 1.9mm钛板，六孔方型链，<br>9mm*18mm，单片装   | 813035 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0223 | 十六孔钛板   | 1.9mm钛板，十六孔直链，单片<br>装            | 813161 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0224 | 十六孔钛板   | 1.9mm钛板，十六孔直链，单片<br>装            | 813161 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0225 | 四孔方形钛板  | 1.9mm钛板，四孔方型链，<br>11*11mm，单片装    | 813034 | 美国 Bioplate, Inc |      |

| 流水号    | 产品名称     | 产品规格                          | 产品型号          | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|--------|----------|-------------------------------|---------------|------------------------------------------|------|
| NW0226 | 四孔方形钛板   | 1.9mm钛板，四孔方型链，<br>11*11mm，单片装 | 813034        | 美国 Bioplate, Inc                         |      |
| NW0227 | 四孔钛板     | 1.9mm钛板，四孔直链，长20mm            | 813028        | 美国 Bioplate, Inc                         |      |
| NW0228 | 四孔钛板     | 1.9mm钛板，四孔直链，长20mm            | 813028        | 美国 Bioplate, Inc                         |      |
| NW0229 | 雪花六孔钛板   | 1.9mm钛板，雪花型六孔，12mm            | 813032        | 美国 Bioplate, Inc                         |      |
| NW0230 | 雪花六孔钛板   | 1.9mm钛板，雪花型六孔，12mm            | 813032        | 美国 Bioplate, Inc                         |      |
| NW0231 | 雪花六孔钛板   | 1.9mm钛板，雪花型六孔，18mm            | 813033        | 美国 Bioplate, Inc                         |      |
| NW0232 | 雪花六孔钛板   | 1.9mm钛板，雪花型六孔，18mm            | 813033        | 美国 Bioplate, Inc                         |      |
| NW0233 | Y型鼻用骨板   | 10*1.0                        | 420257        | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0236 | BTP型小型钛网 | 10.052（mm）                    | BTP6012.06    | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0242 | 92R普通型钛网 | 100120（mm）                    | 92R1012含电脑塑型  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0243 | 98R普通型钛网 | 100120（mm）                    | 98R1012不含电脑塑型 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0244 | 98R普通型钛网 | 100120（mm）                    | 98R1012含电脑塑型  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |

| 流水号    | 产品名称         | 产品规格                                                         | 产品型号                               | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|--------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------|
| NW0245 | 92R普通型钛网     | 100120 (mm)                                                  | 92R1012不含电脑塑型                      | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0246 | 63D型钛网       | 100120 (mm)                                                  | 63D1012                            | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0247 | 98D型钛网       | 100120 (mm)                                                  | 98D1012                            | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0248 | 98D型钛网       | 100150 (mm)                                                  | 98D1015                            | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0249 | 92R普通型钛网     | 100150 (mm)                                                  | 92R1015含电脑塑型                       | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0250 | 98R普通型钛网     | 100150 (mm)                                                  | 98R1015含电脑塑型                       | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0251 | 92R普通型钛网     | 100150 (mm)                                                  | 92R1015不含电脑塑型                      | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0252 | 63D型钛网       | 100150 (mm)                                                  | 63D1015                            | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0253 | 98R普通型钛网     | 100150 (mm)                                                  | 98R1015不含电脑塑型                      | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0265 | 钛网           | 100*120                                                      | 420167                             | 中国台湾 亚太医疗器材科技股份有限公司                      |      |
| NW0273 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜 | 100*120mm                                                    | MD1012                             | 上海索康医用材料有限公司                             |      |
| NW0288 | L形钛板         | 101-L10钛板, 左L形, 2孔*2孔, 10mm轴距\$101-R10钛板, 右L形, 2孔*2孔, 10mm轴距 | 101-L10\$101-R10\$102-L05\$102-R05 | 美国Medtronic Inc.                         |      |

| 流水号    | 产品名称                                       | 产品规格        | 产品型号                          | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------------------------|------|
| NW0292 | DuraGen 硬脑膜修补材料                            | 10cm*12.5cm | ID--4501                      | 美国 Integra LifeSciences Corporation  |      |
| NW0297 | 钛板                                         | 10mm        | 14-1P1-0810                   | 美国 KINAMED, INC.                     |      |
| NW0304 | 探头 (商品名: Camino)<br>110-4 Series Catheters | 110-4B      | 110-4B脑组织内监测探头                | 美国Integra NeuroSciences Implants S.A |      |
| NW0305 | 探头 (商品名: Camino)<br>110-4 Series Catheters | 110-4BT     | 110-4BT脑组织内颅内压和脑温监测探头         | 美国Integra NeuroSciences Implants S.A |      |
| NW0306 | 探头 (商品名: Camino)<br>110-4 Series Catheters | 110-4G      | 110-4G硬膜下颅内压监测探头              | 美国Integra NeuroSciences Implants S.A |      |
| NW0307 | 探头 (商品名: Camino)<br>110-4 Series Catheters | 110-4HM     | 110-4HM脑室内颅内压监测探头             | 美国Integra NeuroSciences Implants S.A |      |
| NW0308 | 探头 (商品名: Camino)<br>110-4 Series Catheters | 110-4HMT    | 110-4HMT脑室内颅内压和脑温监测探头         | 美国Integra NeuroSciences Implants S.A |      |
| NW0309 | 探头 (商品名: Camino)<br>110-4 Series Catheters | 110-4L      | 110-4L脑组织内颅内压监测和1 I cox通用通道探头 | 美国Integra NeuroSciences Implants S.A |      |
| NW0325 | 钛板                                         | 11mm        | 14-1P1-0211                   | 美国 KINAMED, INC.                     |      |
| NW0327 | 框格式钛板                                      | 11mm*7.5mm  | 015-2001-5C                   | 美国Medtronic Inc.                     |      |
| NW0329 | 直型骨板                                       | 12*0.6      | 420114                        | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                     |      |
| NW0330 | H型鼻用骨板                                     | 12*1.0      | 420256                        | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                     |      |

| 流水号    | 产品名称     | 产品规格        | 产品型号          | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|--------|----------|-------------|---------------|------------------------------------------|------|
| NW0334 | 98R普通型钛网 | 120120 (mm) | 98R1212含电脑塑型  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0335 | 92R普通型钛网 | 120120 (mm) | 92R1212含电脑塑型  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0336 | 98R普通型钛网 | 120120 (mm) | 98R1212不含电脑塑型 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0337 | 92R普通型钛网 | 120120 (mm) | 92R1212不含电脑塑型 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0338 | 63D型钛网   | 120120 (mm) | 63D1212       | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0339 | 98D型钛网   | 120120 (mm) | 98D1212       | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0340 | 92R普通型钛网 | 120150 (mm) | 92R1215不含电脑塑型 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0341 | 98R普通型钛网 | 120150 (mm) | 98R1215含电脑塑型  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0342 | 92R普通型钛网 | 120150 (mm) | 92R1215含电脑塑型  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0343 | 63D型钛网   | 120150 (mm) | 63D1215       | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0344 | 98D型钛网   | 120150 (mm) | 98D1215       | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0345 | 98R普通型钛网 | 120150 (mm) | 98R1215不含电脑塑型 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |

| 流水号    | 产品名称        | 产品规格                        | 产品型号        | 生产企业                                                       | 挂网企业 |
|--------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------|
| NW0346 | 二维钛网（非数码成型） | 120*100mm二维钛网，孔径2.0mm，非数码成型 | SP-1644     | 美国Biomet Microfixation, Inc.                               |      |
| NW0347 | 钛网（数码成型）    | 120*100mm二维钛网，孔径2.0mm，数码成型  | SP-1644     | 美国Biomet Microfixation, Inc.                               |      |
| NW0348 | 钛网          | 120*120                     | 420168      | 中国台湾 亚太医疗器材科技股份有限公司                                        |      |
| NW0349 | 三维动态钛网      | 120*120*0.3mm               | 54-00345    | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co. KG, Division Osteosynthesis |      |
| NW0351 | 三维动态钛网      | 120*120*0.6mm               | 54-00645    | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co. KG, Division Osteosynthesis |      |
| NW0357 | 钛网（数码成型）    | 120*120mm，孔径2.0mm，数码成型      | SP-1645     | 美国Biomet Microfixation, Inc.                               |      |
| NW0358 | 三维钛网（非数码成型） | 120*120mm三维钛网，孔径2.0mm，非数码成型 | SP-1645     | 美国Biomet Microfixation, Inc.                               |      |
| NW0365 | 直型骨板        | 120*150                     | 420117      | 中国台湾 亚太医疗器材科技股份有限公司                                        |      |
| NW0376 | 颅颌面外伤固定系统   | 127*127mm，钛网                | 210-0076    | 美国OsteoMed L.P.                                            |      |
| NW0377 | 钛网（可塑型）     | 127*131mm，直径1.9mm           | 813141      | 美国 Bioplate, Inc                                           |      |
| NW0378 | 钛网（可塑型）     | 127*131mm，直径1.9mm           | 813141      | 美国 Bioplate, Inc                                           |      |
| NW0381 | 钛板          | 12mm                        | 14-1P1-0812 | 美国 KINAMED, INC.                                           |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                                                | 产品型号                                                        | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|--------|---------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| NW0382 | 钛板                  | 12mm                                                | 14-1P1-0612                                                 | 美国 KINAMED, INC.                         |      |
| NW0383 | BTP型小型钛网            | 1360 (mm)                                           | BTP1052.13                                                  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0391 | 外科种植体 (商品名: MEDPOR) | 130mm*130mm*3mm (Left)<br>\$130mm*130mm*3mm (Right) | 81037\$81038                                                | 美国Porex Surgical Inc                     |      |
| NW0393 | 钛板                  | 13mm                                                | 14-1P1-0413                                                 | 美国 KINAMED, INC.                         |      |
| NW0398 | 三维钛网                | 140*200mm                                           | 14-1P3-8622                                                 | 美国 KINAMED, INC.                         |      |
| NW0399 | 三维钛网                | 140*200mm                                           | 14-1P3-8620                                                 | 美国 KINAMED, INC.                         |      |
| NW0400 | NeuroPro颅面修复系统      | 14-1P3                                              | 14-1P3-9020                                                 | 美国 KINAMED, INC.                         |      |
| NW0401 | NeuroPro颅面修复系统      | 14-1P3系列                                            | 14-1P3-9013                                                 | 美国 KINAMED, INC.                         |      |
| NW0402 | NeuroPro颅面修复系统      | 14-1S2\$14-1S4                                      | 14-1S2-1604\$14-1S2-1605\$14-1S2-1606\$14-1S2-1635\$14-1S2- | 美国 KINAMED, INC.                         |      |
| NW0410 | 脑室导管                | 14cm脑室导管                                            | 823041                                                      | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                 |      |
| NW0411 | 脑室导管                | 14cm脑室导管                                            | 823041                                                      | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                 |      |
| NW0413 | 覆孔钛板                | 14mm                                                | 14-1P2-0114                                                 | 美国 KINAMED, INC.                         |      |



| 流水号    | 产品名称     | 产品规格       | 产品型号          | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|--------|----------|------------|---------------|------------------------------------------|------|
| NW0414 | 锚定骨钉     | 14mm       | 420592        | 中国台湾 亚太医疗器材科技股份有限公司                      |      |
| NW0419 | BTP型小型钛网 | 1526（mm）   | BTP7622.06    | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0420 | 人工硬脑膜    | 15*20mm    | SN1520        | 北京天新福医疗器材有限公司                            |      |
| NW0421 | 63D型钛网   | 150150（mm） | 63D1515       | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0422 | 98R普通型钛网 | 150150（mm） | 98R1515含电脑塑型  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0423 | 92R普通型钛网 | 150150（mm） | 92R1515不含电脑塑型 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0424 | 98R普通型钛网 | 150150（mm） | 98R1515不含电脑塑型 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0425 | 98D型钛网   | 150150（mm） | 98D1515       | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0426 | 92R普通型钛网 | 150150（mm） | 92R1515含电脑塑型  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0427 | 98R普通型钛网 | 150200（mm） | 98R1520含电脑塑型  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0428 | 92R普通型钛网 | 150200（mm） | 92R1520不含电脑塑型 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0429 | 92R普通型钛网 | 150200（mm） | 92R1520含电脑塑型  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |

| 流水号    | 产品名称                                         | 产品规格                                                 | 产品型号                                                                         | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| NW0430 | 63D型钛网                                       | 150200（mm）                                           | 63D1520                                                                      | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0431 | 98R普通型钛网                                     | 150200（mm）                                           | 98R1520不含电脑塑型                                                                | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0432 | 98D型钛网                                       | 150200（mm）                                           | 98D1520                                                                      | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0433 | 直型骨板                                         | 150*150                                              | 420118                                                                       | 中国台湾 亚太医疗器材科技股份有限公司                      |      |
| NW0440 | 颅颌面外伤固定系统                                    | 150*150mm，钛网                                         | 210-0115                                                                     | 美国OsteoMed L.P.                          |      |
| NW0441 | 三维钛网（非数码成型）                                  | 150*150mm三维钛网，孔径<br>2.0mm，非数码成型                      | SP-1646                                                                      | 美国Biomet Microfixation, Inc.             |      |
| NW0442 | 钛网（数码成型）                                     | 150*150mm三维钛网，孔径<br>2.0mm，数码成型                       | SP-1646                                                                      | 美国Biomet Microfixation, Inc.             |      |
| NW0446 | 颅颌面外伤固定系统                                    | 150*300mm，钛网                                         | 210-0116                                                                     | 美国OsteoMed L.P.                          |      |
| NW0449 | 一次性使用成人GAV固定压力<br>带抗静水压重力阀无菌脑积<br>水分流器及其组件系统 | 150mmH20\$200mmH20\$250mmH20\$3<br>00mmH20\$350mmH20 | FV250T\$FV251T\$FV252T<br>\$FV252T\$FV253T\$FV254<br>T\$FV260T\$FV261T\$FV26 | 德国 Christoph Miethke GmH & Co.KG         |      |
| NW0452 | 二维钛网（含塑型）                                    | 152mm*152mm（含塑型）                                     | 016-152（含塑型）                                                                 | 美国Medtronic Inc.                         |      |
| NW0461 | BTP型小型钛网                                     | 1660（mm）                                             | BTP1052.16                                                                   | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0462 | 直型骨板                                         | 16*0.6                                               | 420115                                                                       | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |

| 流水号    | 产品名称      | 产品规格     | 产品型号        | 生产企业                                                          | 挂网企业 |
|--------|-----------|----------|-------------|---------------------------------------------------------------|------|
| NW0463 | 长型直型骨板    | 16*1.0   | 420216      | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                              |      |
| NW0464 | 直型骨板      | 16*1.6   | 420518      | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                              |      |
| NW0480 | 低切迹直型板    | 16孔，无横联  | 53-05164    | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.<br>KG, Division Osteosynthesis |      |
| NW0492 | 覆孔钛板      | 18mm     | 14-1P2-0118 | 美国 KINAMED, INC.                                              |      |
| NW0496 | 覆孔钛板      | 18mm，测开槽 | 14-1P2-0318 | 美国 KINAMED, INC.                                              |      |
| NW0497 | 覆孔钛板      | 18mm，扩孔  | 14-1P2-0218 | 美国 KINAMED, INC.                                              |      |
| NW0500 | 颅颌面外伤固定系统 | 18行钛网    | 210-0074    | 美国OsteoMed L.P.                                               |      |
| NW0505 | 钛螺钉       | 210（mm）  | 3020.1      | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                      |      |
| NW0506 | 钛螺钉       | 24（mm）   | 3020.04     | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                      |      |
| NW0507 | 钛螺钉       | 25（mm）   | 3020.05     | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                      |      |
| NW0508 | 钛螺钉       | 26（mm）   | 3020.06     | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                      |      |
| NW0509 | 钛螺钉       | 28（mm）   | 3020.08     | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                      |      |

| 流水号    | 产品名称  | 产品规格      | 产品型号   | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------|-----------|--------|------------------|------|
| NW0511 | 窄H型骨板 | 2*2*0.6cm | 420155 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0512 | 宽H型骨板 | 2*2*0.6cm | 420150 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0513 | 窄H型骨板 | 2*2*1.0cm | 420266 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0514 | 宽H型骨板 | 2*2*1.0cm | 420161 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0515 | 桥型直骨板 | 2*3.0cm   | 420611 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0535 | 带线脑棉  | 2*8.5cm   | 无显影    | 广东泽昌贸易有限公司       |      |
| NW0553 | 自攻骨钉  | 2.0*11    | 420284 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0554 | 自攻骨钉  | 2.0*13    | 420285 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0555 | 自攻骨钉  | 2.0*15    | 420286 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0556 | 自攻骨钉  | 2.0*17    | 420287 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0557 | 自攻骨钉  | 2.0*19    | 420288 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0560 | 自攻骨钉  | 2.0*5     | 420281 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称            | 产品规格            | 产品型号       | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|--------|-----------------|-----------------|------------|------------------------------------------|------|
| NW0566 | 2.0*5mm, HT自钻钛钉 | 2.0*5mm, HT自钻钛钉 | 95-6205    | 美国Biomet Microfixation, Inc.             |      |
| NW0569 | 自攻骨钉            | 2.0*7           | 420282     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0572 | 自攻骨钉            | 2.0*9           | 420283     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0616 | 钛钉              | 2.2mm*5mm       | 805        | 美国Medtronic Inc.                         |      |
| NW0649 | DuraGen 硬脑膜修补材料 | 2.5cm*2.5cm     | ID--1105   | 美国 Integra LifeSciences Corporation      |      |
| NW0650 | DuraGen 硬脑膜修补材料 | 2.5cm*7.5cm     | ID--1305   | 美国 Integra LifeSciences Corporation      |      |
| NW0656 | BTP型小型钛网        | 2.622 (mm)      | BTP6304.06 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0657 | 骨钉              | 2.7*10          | 420551     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0658 | 自攻骨钉            | 2.7*10          | 420531     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0659 | 骨钉              | 2.7*12          | 420552     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0660 | 自攻骨钉            | 2.7*12          | 420532     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0661 | 骨钉              | 2.7*14          | 420553     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |

| 流水号    | 产品名称 | 产品规格   | 产品型号   | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------|--------|--------|------------------|------|
| NW0662 | 自攻骨钉 | 2.7*14 | 420533 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0663 | 骨钉   | 2.7*16 | 420554 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0664 | 自攻骨钉 | 2.7*16 | 420534 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0665 | 骨钉   | 2.7*18 | 420555 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0666 | 自攻骨钉 | 2.7*18 | 420535 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0667 | 骨钉   | 2.7*20 | 420556 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0668 | 自攻骨钉 | 2.7*20 | 420536 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0669 | 骨钉   | 2.7*22 | 420557 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0670 | 自攻骨钉 | 2.7*22 | 420537 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0671 | 骨钉   | 2.7*24 | 420558 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0672 | 自攻骨钉 | 2.7*24 | 420538 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0673 | 自攻骨钉 | 2.7*26 | 420539 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称         | 产品规格          | 产品型号       | 生产企业                                                         | 挂网企业 |
|--------|--------------|---------------|------------|--------------------------------------------------------------|------|
| NW0674 | 骨钉           | 2.7*26        | 420559     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                             |      |
| NW0675 | 自攻骨钉         | 2.7*28        | 420540     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                             |      |
| NW0676 | 骨钉           | 2.7*28        | 420560     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                             |      |
| NW0677 | 骨钉           | 2.7*30        | 420561     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                             |      |
| NW0678 | 自攻骨钉         | 2.7*30        | 420541     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                             |      |
| NW0680 | BTP型小型钛网     | 2060 (mm)     | BTP1052.20 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                     |      |
| NW0681 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜 | 20*100mm      | MD0210     | 上海索康医用材料有限公司                                                 |      |
| NW0682 | 人工硬脑膜        | 20*30mm       | SN2030     | 北京天新福医疗器材有限公司                                                |      |
| NW0683 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜 | 20*30mm       | MD0203     | 上海索康医用材料有限公司                                                 |      |
| NW0684 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜 | 20*50mm       | MD0205     | 上海索康医用材料有限公司                                                 |      |
| NW0685 | 三维动态钛网       | 200*200*0.6mm | 54-00647   | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG,<br>Division Osteosynthesis |      |
| NW0686 | 钛网（可塑型）      | 200*200mm     | 813142     | 美国 Bioplate, Inc                                             |      |

| 流水号    | 产品名称      | 产品规格          | 产品型号        | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-----------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------|
| NW0687 | 钛网（可塑型）   | 200*200mm     | 813142      | 美国 Bioplate, Inc                                          |      |
| NW0700 | BTP型小型钛网  | 2230（mm）      | BTP7624.06  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                  |      |
| NW0703 | 覆孔钛板      | 22mm          | 14-1P2-0122 | 美国 KINAMED, INC.                                          |      |
| NW0704 | 直型骨板      | 24*0.6        | 420116      | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                          |      |
| NW0706 | 人工硬脊膜     | 25*25mm       | SJ2525      | 北京天新福医疗器材有限公司                                             |      |
| NW0714 | 螺钉        | 2mm*5mm       | 14-1S1-2005 | 美国 KINAMED, INC.                                          |      |
| NW0716 | 低切迹方型钛板   | 2孔*2孔         | 53-05228    | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| NW0717 | 低切迹超硬2孔钛板 | 2孔，横联12mm     | 53-06212    | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| NW0718 | 低切迹2孔钛板带柄 | 2孔，横联12mm，带手柄 | 53-05212    | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| NW0719 | 低切迹2孔钛板   | 2孔，横联16mm     | 53-05216    | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| NW0724 | 二孔钛板      | 2孔直形板，长11mm   | 812000      | 美国 Bioplate, Inc                                          |      |
| NW0725 | 二孔钛板      | 2孔直形板，长11mm   | 813018      | 美国 Bioplate, Inc                                          |      |



| 流水号    | 产品名称        | 产品规格    | 产品型号   | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------|---------|--------|------------------|------|
| NW0731 | 一次性使用脑室外引流器 | II 型    | II 型   | 苏州奥瑞斯医疗用品有限公司    |      |
| NW0735 | 窄H型骨板       | 3*2*0.6 | 420156 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0736 | 宽H型骨板       | 3*2*0.6 | 420151 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0737 | 宽H型骨板       | 3*2*1.0 | 420262 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0738 | 窄H型骨板       | 3*2*1.0 | 420267 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0739 | 桥型直骨板       | 3*3.0   | 420612 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0740 | 桥型斜骨板（右斜）   | 3*3.0   | 420621 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0741 | 桥型斜骨板（左斜）   | 3*3.0   | 420631 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0754 | 自攻骨钉        | 3.2*12  | 420571 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0755 | 自攻骨钉        | 3.2*14  | 420572 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0756 | 自攻骨钉        | 3.2*16  | 420573 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0757 | 自攻骨钉        | 3.2*18  | 420574 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称     | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|--------|----------|------------|------------|------------------------------------------|------|
| NW0758 | 自攻骨钉     | 3.2*20     | 420575     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0759 | 自攻骨钉     | 3.2*22     | 420576     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0760 | 自攻骨钉     | 3.2*24     | 420577     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0761 | 自攻骨钉     | 3.2*26     | 420578     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0762 | 自攻骨钉     | 3.5*10     | 420641     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0763 | 自攻骨钉     | 3.5*12     | 420642     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0764 | 自攻骨钉     | 3.5*14     | 420643     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0765 | 自攻骨钉     | 3.5*16     | 420644     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0766 | 自攻骨钉     | 3.5*18     | 420645     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0767 | 自攻骨钉     | 3.5*20     | 420646     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0769 | BTP型小型钛网 | 3.765 (mm) | BTP6518.06 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0770 | 人工硬脑膜    | 30*30mm    | SN3030     | 北京天新福医疗器材有限公司                            |      |

| 流水号    | 产品名称         | 产品规格    | 产品型号   | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|--------------|---------|--------|---------------|------|
| NW0771 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜 | 30*30mm | MD0303 | 上海索康医用材料有限公司  |      |
| NW0772 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜 | 30*30mm | MS0303 | 上海索康医用材料有限公司  |      |
| NW0773 | 人工硬脊膜        | 30*40mm | SJ3040 | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| NW0774 | 人工硬脑膜        | 30*40mm | SN3040 | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| NW0775 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜 | 30*40mm | MD0304 | 上海索康医用材料有限公司  |      |
| NW0784 | 人工硬脊膜        | 30*50mm | SJ3050 | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| NW0785 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜 | 30*50mm | MD0305 | 上海索康医用材料有限公司  |      |
| NW0786 | 人工硬脊膜        | 30*60mm | SJ3060 | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| NW0787 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜 | 30*60mm | MD0306 | 上海索康医用材料有限公司  |      |
| NW0788 | 人工硬脊膜        | 30*70mm | SJ3070 | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| NW0789 | 人工硬脑膜        | 30*80mm | SN3080 | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |
| NW0790 | 人工硬脊膜        | 30*80mm | SJ3080 | 北京天新福医疗器材有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称         | 产品规格              | 产品型号   | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|--------------|-------------------|--------|------------------|------|
| NW0791 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜 | 30*80mm           | MS0308 | 上海索康医用材料有限公司     |      |
| NW0792 | 人工硬脊膜        | 30*90（mm）         | SJ3090 | 北京天新福医疗器材有限公司    |      |
| NW0799 | 钛网（可塑型）      | 36*52mm           | 813024 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0800 | 钛网（可塑型）      | 36*52mm           | 813024 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0802 | 钛网（可塑型）      | 3ME三维钛网100*150mm  | 811043 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0803 | 钛网（可塑型）      | 3ME三维钛网100*150mm  | 811043 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0804 | 钛网（可塑型）      | 3ME三维钛网，150*150mm | 811040 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0805 | 钛网（可塑型）      | 3ME三维钛网，150*150mm | 811040 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0806 | 钛网（可塑型）      | 3ME三维钛网，180*180mm | 811044 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0807 | 钛网（可塑型）      | 3ME三维钛网，180*180mm | 811044 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0808 | 钛网（可塑型）      | 3ME三维钛网，50*50mm   | 811042 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0809 | 钛网（可塑型）      | 3ME三维钛网，50*50mm   | 811042 | 美国 Bioplate, Inc |      |

| 流水号    | 产品名称      | 产品规格              | 产品型号   | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-----------|-------------------|--------|------------------|------|
| NW0810 | 钛网（可塑型）   | 3ME三维钛网，90*120mm  | 811041 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0811 | 钛网（可塑型）   | 3ME三维钛网，90*120mm  | 811041 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0813 | 自钻螺钉      | 3mm长，直径1.5mm，自钻螺钉 | 815740 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0814 | 自钻螺钉      | 3mm长，直径1.5mm，自钻螺钉 | 815743 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0817 | 直型骨板      | 4*0.6             | 420111 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0818 | 普通L型骨板    | 4*1.0             | 420221 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0819 | 中型L型骨板    | 4*1.0             | 420226 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0820 | 普通L型骨板    | 4*1.0             | 420222 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0821 | 长型L型骨板    | 4*1.0             | 420225 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0822 | 90° 双T型骨板 | 4*1.0             | 420242 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0823 | 长型L型骨板    | 4*1.0             | 420224 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0824 | 普通直型骨板    | 4*1.0             | 420211 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称          | 产品规格    | 产品型号   | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------|---------|--------|------------------|------|
| NW0825 | 长型L型骨板        | 4*1.0   | 420223 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0826 | 长型直型骨板        | 4*1.0   | 420212 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0827 | 直型骨板          | 4*1.6   | 420513 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0828 | 45° 直型骨板 / 斜孔 | 4*1.6   | 420523 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0829 | 60° 短型骨板（左斜）  | 4*1.6   | 420527 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0830 | 60° 短型骨板（右斜）  | 4*1.6   | 420526 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0831 | 45° 直型骨板 / 斜孔 | 4*1.6   | 420521 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0832 | 直型骨板          | 4*1.6   | 420511 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0833 | 直型骨板          | 4*1.6   | 420512 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0834 | 45° 直型骨板 / 斜孔 | 4*1.6   | 420522 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0835 | 窄H型骨板         | 4*2*0.6 | 420157 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0836 | 宽H型骨板         | 4*2*0.6 | 420152 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称     | 产品规格      | 产品型号            | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|--------|----------|-----------|-----------------|------------------------------------------|------|
| NW0837 | 宽H型骨板    | 4*2*1.0   | 420263          | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0838 | 窄H型骨板    | 4*2*1.0   | 420268          | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0841 | 桥型直骨板    | 4*3.0     | 420613          | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0842 | 窄H型骨板    | 4*4*0.6   | 420158          | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0843 | 宽H型骨板    | 4*4*0.6   | 420153          | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0844 | 63D型钛网   | 4050 (mm) | 63D0405         | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0845 | 92R普通型钛网 | 4050 (mm) | 92R0405含电脑塑型    | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0846 | 92R普通型钛网 | 4050 (mm) | 92R0405不含电脑塑型   | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0847 | 98D型钛网   | 4050 (mm) | 98D0405         | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0848 | 92R普通型钛网 | 4060 (mm) | 92R0406含电脑塑型    | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0849 | 98R普通型钛网 | 4060 (mm) | 98R0406-p不含电脑塑型 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0850 | 98R普通型钛网 | 4060 (mm) | 98R0406-p含电脑塑型  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |

| 流水号    | 产品名称                                     | 产品规格                                                                                     | 产品型号                                                                 | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| NW0851 | 92R普通型钛网                                 | 4060 (mm)                                                                                | 92R0406不含电脑塑型                                                        | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                  |      |
| NW0852 | 63D型钛网                                   | 4060 (mm)                                                                                | 63D0406                                                              | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                  |      |
| NW0853 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜                             | 40*100mm                                                                                 | MD0410                                                               | 上海索康医用材料有限公司                                              |      |
| NW0854 | 三维动态钛网                                   | 40*40*0.3mm                                                                              | 54-00344                                                             | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| NW0855 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜                             | 40*40mm                                                                                  | MD0404                                                               | 上海索康医用材料有限公司                                              |      |
| NW0856 | 人工硬脑膜                                    | 40*50mm                                                                                  | SN4050                                                               | 北京天新福医疗器材有限公司                                             |      |
| NW0857 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜                             | 40*50mm                                                                                  | MD0405                                                               | 上海索康医用材料有限公司                                              |      |
| NW0858 | 人工硬脑膜                                    | 40*60mm                                                                                  | SN4060                                                               | 北京天新福医疗器材有限公司                                             |      |
| NW0859 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜                             | 40*60mm                                                                                  | MD0406                                                               | 上海索康医用材料有限公司                                              |      |
| NW0861 | 一次性使用儿童PaediGAV固定压力带抗静水压重力阀无菌脑积水分流器及其组件系 | 40 / 140mmH20\$40 / 190mmH20\$40 / 240mmH20\$90 / 190mmH20\$90 / 240mmH20\$90 / 290mmH20 | FV270T\$FV271T\$FV272T\$FV273T\$FV274T\$FV275T\$FV276T\$FV277T\$FV27 | 德国 Christoph Miethke GmH & Co.KG                          |      |
| NW0862 | 一次性使用儿童PaediGAV固定压力带抗静水压重力阀无菌脑积水分流器及其组件系 | 40 / 140mmH20\$40 / 190mmH20\$40 / 240mmH20\$90 / 190mmH20\$90 / 240mmH20\$90 / 290mmH20 | FV282T\$FV283T\$FV284T\$FV285T\$FV286T\$FV287T\$FV288T\$FV290T\$FV29 | 德国 Christoph Miethke GmH & Co.KG                          |      |
| NW0866 | 98R普通型钛网                                 | 4250 (mm)                                                                                | 98R0405-p不含电脑塑型                                                      | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                  |      |



| 流水号    | 产品名称      | 产品规格              | 产品型号           | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------|------|
| NW0867 | 98R普通型钛网  | 4250（mm）          | 98R0405-p含电脑塑型 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                  |      |
| NW0868 | 98D型钛网    | 4361（mm）          | 98D0406        | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                  |      |
| NW0893 | 46cm心房导管  | 46cm心房导管          | 823044         | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                                  |      |
| NW0894 | 46cm心房导管  | 46cm心房导管          | 823044         | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                                  |      |
| NW0895 | 48孔网文钛板   | 48孔方形板，32mm*44mm  | 812010         | 美国 Bioplate, Inc                                          |      |
| NW0899 | 自钻螺钉      | 4mm长，直径1.5mm，自钻螺钉 | 815744         | 美国 Bioplate, Inc                                          |      |
| NW0900 | 自钻螺钉      | 4mm长，直径1.5mm，自钻螺钉 | 815741         | 美国 Bioplate, Inc                                          |      |
| NW0901 | 自钻螺钉      | 4mm长，直径1.5mm，自钻螺钉 | 815746         | 美国 Bioplate, Inc                                          |      |
| NW0903 | 低切迹直型板带横联 | 4孔，横联6mm          | 53-05406       | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| NW0905 | 四孔方形钛板    | 4孔方形板，10mm*10mm   | 812007         | 美国 Bioplate, Inc                                          |      |
| NW0906 | 四孔钛板      | 4孔直形板，19mm长       | 812001         | 美国 Bioplate, Inc                                          |      |
| NW0911 | 瓣型骨板      | 5*0.6             | 420163         | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                          |      |

| 流水号    | 产品名称           | 产品规格  | 产品型号   | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------|-------|--------|------------------|------|
| NW0912 | 瓣型骨板           | 5*0.6 | 420161 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0913 | T型骨板           | 5*0.6 | 420131 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0914 | L型骨板（左边）       | 5*0.6 | 420122 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0915 | 瓣型骨板           | 5*0.6 | 420162 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0916 | L型骨板（右边）       | 5*0.6 | 420121 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0917 | 普通Y型骨板         | 5*1.0 | 420246 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0918 | 中型L型骨板         | 5*1.0 | 420227 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0919 | 中型L型骨板         | 5*1.0 | 420228 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0920 | 80° 长型T型骨板（右边） | 5*1.0 | 420233 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0921 | 80° 长型T型骨板（左边） | 5*1.0 | 420234 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0922 | 90 ° 长型T型骨板    | 5*1.0 | 420232 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0923 | 长型Y型骨板         | 5*1.0 | 420247 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称      | 产品规格      | 产品型号         | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|--------|-----------|-----------|--------------|------------------------------------------|------|
| NW0925 | 桥型斜骨板     | 5*3.0     | 420632       | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0926 | 桥型斜骨板（右斜） | 5*3.0     | 420622       | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0927 | 桥型直骨板     | 5*3.0     | 420614       | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0928 | 带线脑棉      | 5*6.5cm   | 无显影          | 广东泽昌贸易有限公司                               |      |
| NW0929 | 带线脑棉      | 5*8cm     | 无显影          | 广东泽昌贸易有限公司                               |      |
| NW0933 | BTP型小型钛网  | 5.018（mm） | BTP7508.06   | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0934 | BTP型小型钛网  | 5.025（mm） | BTP7510.06   | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0935 | BTP型小型钛网  | 5.029（mm） | BTP6512.06   | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0936 | BTP型小型钛网  | 5.030（mm） | BTP7511.06   | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0937 | BTP型小型钛网  | 5.098（mm） | BTP6526.06   | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0938 | 带线脑棉      | 5.5*8cm   | 无显影          | 广东泽昌贸易有限公司                               |      |
| NW0939 | 98R普通型钛网  | 5070（mm）  | 98R0507含电脑塑型 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |

| 流水号    | 产品名称                                 | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                                 | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| NW0940 | 98R普通型钛网                             | 5070 (mm)                                                                                   | 98R0507不含电脑塑型                                                        | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0941 | 98D型钛网                               | 5070 (mm)                                                                                   | 98D0507                                                              | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0942 | 92R普通型钛网                             | 5070 (mm)                                                                                   | 92R0507含电脑塑型                                                         | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0943 | 92R普通型钛网                             | 5070 (mm)                                                                                   | 92R0507不含电脑塑型                                                        | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0944 | 63D型钛网                               | 5070 (mm)                                                                                   | 63D0507                                                              | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW0945 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜                         | 50*50mm                                                                                     | MD0505                                                               | 上海索康医用材料有限公司                             |      |
| NW0948 | 人工硬脑膜                                | 50*60mm                                                                                     | SN5060                                                               | 北京天新福医疗器材有限公司                            |      |
| NW0949 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜                         | 50*60mm                                                                                     | MD0506                                                               | 上海索康医用材料有限公司                             |      |
| NW0950 | 人工硬脑膜                                | 50*70mm                                                                                     | SN5070                                                               | 北京天新福医疗器材有限公司                            |      |
| NW0952 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜                         | 50*70mm                                                                                     | MD0507                                                               | 上海索康医用材料有限公司                             |      |
| NW0953 | 一次性使用成人GAV固定压力带抗静水压重力阀无菌脑积水分流器及其组件系统 | 50 / 300mmH2O\$50 / 350mmH2O\$50 / 400mmH2O                                                 | FV310T\$FV311T\$FV312T\$FV313T\$FV314T\$FV315T\$FV316T\$FV317T\$FV31 | 德国 Christoph Miethke GmH & Co.KG         |      |
| NW0954 | 一次性使用成人GAV固定压力带抗静水压重力阀无菌脑积水分流器及其组件系统 | 50 / 300mmH2O\$50 / 350mmH2O\$50 / 400mmH2O\$100 / 300mmH2O\$100 / 350mmH2O\$100 / 400mmH2O | FV310T\$FV311T\$FV312T\$FV313T\$FV314T\$FV315T\$FV316T\$FV317T\$FV31 | 德国 Christoph Miethke GmH & Co.KG         |      |

| 流水号    | 产品名称             | 产品规格                      | 产品型号     | 生产企业                                | 挂网企业 |
|--------|------------------|---------------------------|----------|-------------------------------------|------|
| NW0960 | 结扎夹和自动结扎钳 543965 | 543965                    | 543965   | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗）         |      |
| NW0961 | 结扎夹和自动结扎钳 544210 | 544210                    | 544210   | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗）         |      |
| NW0962 | 结扎夹和自动结扎钳 544214 | 544214                    | 544214   | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗）         |      |
| NW0963 | 结扎夹和自动结扎钳 544220 | 544220                    | 544220   | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗）         |      |
| NW0964 | 结扎夹和自动结扎钳 544230 | 544230                    | 544230   | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗）         |      |
| NW0965 | 结扎夹和自动结扎钳 544240 | 544240                    | 544240   | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗）         |      |
| NW0966 | 结扎夹和自动结扎钳 544250 | 544250                    | 544250   | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗）         |      |
| NW0967 | DuraGen 硬脑膜修补材料  | 5cm*5cm                   | ID--2205 | 美国 Integra LifeSciences Corporation |      |
| NW0971 | 自钻螺钉             | 5mm长，直径1.5mm，自钻螺钉         | 815745   | 美国 Bioplate, Inc                    |      |
| NW0972 | 自钻螺钉             | 5mm长，直径1.5mm，自钻螺钉         | 815742   | 美国 Bioplate, Inc                    |      |
| NW0973 | 带分流管孔钛板          | 5孔Access雪花板，1.5mm孔径，长18mm | 813180   | 美国 Bioplate, Inc                    |      |
| NW0974 | T形五孔钛板           | 5孔T形板，15mm长               | 812004   | 美国 Bioplate, Inc                    |      |

| 流水号    | 产品名称         | 产品规格        | 产品型号   | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|--------------|-------------|--------|------------------|------|
| NW0975 | Y形五孔钛板       | 5孔Y形板，18mm长 | 812002 | 美国 Bioplate, Inc |      |
| NW0977 | Y型骨板         | 6*0.6       | 420135 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0978 | 直型骨板         | 6*0.6       | 420112 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0979 | 双Y型骨板        | 6*0.6       | 420136 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0980 | 90° 双T型骨板    | 6*1.0       | 420241 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0981 | 90° 普通T型骨板   | 6*1.0       | 420231 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0982 | 普通双Y型骨板      | 6*1.0       | 420251 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0983 | 长型直型骨板       | 6*1.0       | 420214 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0984 | 长型双Y型骨板      | 6*1.0       | 420252 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0985 | 普通直型骨板       | 6*1.0       | 420213 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0986 | 60° 长型骨板（左斜） | 6*1.6       | 420529 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW0987 | 60° 长型骨板（右斜） | 6*1.6       | 420528 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称         | 产品规格      | 产品型号          | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|--------|--------------|-----------|---------------|------------------------------------------|------|
| NW0988 | 桥型直骨板        | 6*3.0     | 420615        | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0991 | 宽H型骨板        | 6*4*0.6   | 420154        | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW0992 | 窄H型骨板        | 6*4*0.6   | 420159        | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW1000 | 带线脑棉         | 6.5*8cm   | 无显影           | 广东泽昌贸易有限公司                               |      |
| NW1001 | 带线脑棉         | 6.5*9cm   | 无显影           | 广东泽昌贸易有限公司                               |      |
| NW1002 | 92R普通型钛网     | 6080 (mm) | 92R0608含电脑塑型  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW1003 | 92R普通型钛网     | 6080 (mm) | 92R0608不含电脑塑型 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW1004 | 98D型钛网       | 6080 (mm) | 98D0608       | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW1005 | 98R普通型钛网     | 6080 (mm) | 98R0608不含电脑塑型 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW1006 | 63D型钛网       | 6080 (mm) | 63D0608       | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW1007 | 98R普通型钛网     | 6080 (mm) | 98R0608含电脑塑型  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW1008 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜 | 60*100mm  | MD0610        | 上海索康医用材料有限公司                             |      |

| 流水号    | 产品名称              | 产品规格                                                       | 产品型号                       | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| NW1009 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜      | 60*140mm                                                   | MD0614                     | 上海索康医用材料有限公司                                              |      |
| NW1010 | 微型钛网              | 60*60*0.1mm                                                | 54-00262                   | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| NW1011 | 微型钛网              | 60*60*0.2mm                                                | 54-00272                   | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| NW1012 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜      | 60*60mm                                                    | MS0606                     | 上海索康医用材料有限公司                                              |      |
| NW1013 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜      | 60*60mm                                                    | MD0606                     | 上海索康医用材料有限公司                                              |      |
| NW1014 | 人工硬脑膜             | 60*70mm                                                    | SN6070                     | 北京天新福医疗器材有限公司                                             |      |
| NW1018 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜      | 60*80mm                                                    | MD0608                     | 上海索康医用材料有限公司                                              |      |
| NW1021 | 钛网（可塑型）           | 65*65mm                                                    | 813025                     | 美国 Bioplate, Inc                                          |      |
| NW1022 | 钛网（可塑型）           | 65*65mm                                                    | 813025                     | 美国 Bioplate, Inc                                          |      |
| NW1024 | 钛板                | 66mm                                                       | 14-1P1-1266                | 美国 KINAMED, INC.                                          |      |
| NW1025 | 颅骨修补钛网板（电脑数字成形）   | 69*69（电脑数字成形）\$96*96（电脑数字成形）\$100*100（电脑数字成形）\$100*119（电脑数 | TCK-1\$TCK-2\$TCK-3\$TCK-5 | 沧州康华医疗器械有限公司                                              |      |
| NW1026 | 颅骨修补钛网板（不含电脑数字成形） | 69*69（不含电脑数字成形）\$96*96（不含电脑数字成形）\$100*100（不含电脑数字成形）        | TCK-1\$TCK-2\$TCK-3\$TCK-5 | 沧州康华医疗器械有限公司                                              |      |



| 流水号    | 产品名称            | 产品规格           | 产品型号       | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-----------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------|------|
| NW1030 | 低切迹双Y异型板        | 6孔，横联8mm       | 53-05608   | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| NW1031 | X形六孔钛片          | 6孔X形板，17mm长    | 812003     | 美国 Bioplate, Inc                                          |      |
| NW1034 | 六孔方形钛板          | 6孔方形板，8mm*17mm | 812008     | 美国 Bioplate, Inc                                          |      |
| NW1035 | 雪花六孔钛板          | 6孔雪花片板，12mm长   | 812005     | 美国 Bioplate, Inc                                          |      |
| NW1036 | 雪花六孔钛板          | 6孔雪花片板，18mm长   | 812006     | 美国 Bioplate, Inc                                          |      |
| NW1041 | T型骨板            | 7*0.6          | 420132     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                          |      |
| NW1042 | 双Y型骨板           | 7*0.6          | 420137     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                          |      |
| NW1043 | 桥型斜骨板（右斜）       | 7*3.0          | 420623     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                          |      |
| NW1044 | 桥型直骨板           | 7*3.0          | 420616     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                          |      |
| NW1045 | 桥型斜骨板（左斜）       | 7*3.0          | 420633     | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                          |      |
| NW1053 | BTP型小型钛网        | 7.026（mm）      | BTP6705.06 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                  |      |
| NW1055 | DuraGen 硬脑膜修补材料 | 7.5cm*7.5cm    | ID--3305   | 美国 Integra LifeSciences Corporation                       |      |

| 流水号    | 产品名称                                    | 产品规格          | 产品型号                                                | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| NW1056 | 92R普通型钛网                                | 7090 (mm)     | 92R0709不含电脑塑型                                       | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW1057 | 98R普通型钛网                                | 7090 (mm)     | 98R0709含电脑塑型                                        | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW1058 | 98D型钛网                                  | 7090 (mm)     | 98D0709                                             | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW1059 | 98R普通型钛网                                | 7090 (mm)     | 98R0709不含电脑塑型                                       | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW1060 | 92R普通型钛网                                | 7090 (mm)     | 92R0709含电脑塑型                                        | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW1061 | 63D型钛网                                  | 7090 (mm)     | 63D0709                                             | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW1062 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜                            | 70*70mm       | MD0707                                              | 上海索康医用材料有限公司                             |      |
| NW1065 | 钛网                                      | 70*90         | 420165                                              | 中国台湾 亚太医疗器材科技股份有限公司                      |      |
| NW1067 | 人工硬脑膜                                   | 70*90mm       | SN7090                                              | 北京天新福医疗器材有限公司                            |      |
| NW1070 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜                            | 70*90mm       | MD0709                                              | 上海索康医用材料有限公司                             |      |
| NW1071 | 一次性使用成人UniGAV固定压力带抗静水压重力阀无菌脑积水分流器及其组件系统 | 70 / 270mmH2O | FV550-T\$FV551-T\$FV552-T\$FV553-T\$FV554-T\$FV555- | 德国 Christoph Miethke GmH & Co.KG         |      |
| NW1072 | 一次性使用儿童UniGAV固定压力带抗静水压重力阀无菌脑积水分流器及其组件系统 | 70 / 270mmH2O | FV560-T\$FV561-T\$FV562-T                           | 德国 Christoph Miethke GmH & Co.KG         |      |

| 流水号    | 产品名称                                    | 产品规格          | 产品型号                                                | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| NW1073 | 一次性使用儿童UniGAV固定压力带抗静水压重力阀无菌脑积水分流器及其组件系统 | 70 / 270mmH20 | FV557-T                                             | 德国 Christoph Miethke GmH & Co. KG        |      |
| NW1074 | 一次性使用成人UniGAV固定压力带抗静水压重力阀无菌脑积水分流器及其组件系统 | 70 / 270mmH20 | FV550-T\$FV551-T\$FV552-T\$FV553-T\$FV554-T\$FV555- | 德国 Christoph Miethke GmH & Co. KG        |      |
| NW1075 | 一次性使用儿童UniGAV固定压力带抗静水压重力阀无菌脑积水分流器及其组件系统 | 70 / 270mmH20 | FV558-T\$FV559-T\$FV560-T\$FV561-T\$FV562-T         | 德国 Christoph Miethke GmH & Co. KG        |      |
| NW1080 | 眼眶用骨板                                   | 8*0.6         | 420141                                              | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW1081 | L型骨板（右边）                                | 8*0.6         | 420123                                              | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW1082 | 直型骨板                                    | 8*0.6         | 420113                                              | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW1083 | L型骨板（左边）                                | 8*0.6         | 420124                                              | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW1084 | 延长型双Y型骨板                                | 8*1.0         | 420253                                              | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW1085 | 普通直型骨板                                  | 8*1.0         | 420215                                              | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW1086 | 直型骨板                                    | 8*1.6         | 420516                                              | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW1087 | 直型骨板                                    | 8*1.6         | 420517                                              | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                         |      |
| NW1090 | 98R普通型钛网                                | 80120（mm）     | 98R0812不含电脑塑型                                       | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |

| 流水号    | 产品名称         | 产品规格                          | 产品型号          | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|--------|--------------|-------------------------------|---------------|------------------------------------------|------|
| NW1091 | 63D型钛网       | 80120 (mm)                    | 63D0812       | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW1092 | 98D型钛网       | 80120 (mm)                    | 98D0812       | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW1093 | 92R普通型钛网     | 80120 (mm)                    | 92R0812含电脑塑型  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW1094 | 98R普通型钛网     | 80120 (mm)                    | 98R0812含电脑塑型  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW1095 | 92R普通型钛网     | 80120 (mm)                    | 92R0812不含电脑塑型 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C. |      |
| NW1102 | 人工硬脑膜        | 80*100mm                      | SN80100       | 北京天新福医疗器材有限公司                            |      |
| NW1104 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜 | 80*100mm                      | MD0810        | 上海索康医用材料有限公司                             |      |
| NW1105 | 钛网           | 80*120                        | 420166        | 中国台湾 亚太医疗器材科技股份有限公司                      |      |
| NW1110 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜 | 80*120mm                      | MD0812        | 上海索康医用材料有限公司                             |      |
| NW1111 | 二维钛网（非数码成型）  | 80*70mm二维钛网，孔径2.0mm，<br>非数码成型 | SP-1642       | 美国Biomet Microfixation, Inc.             |      |
| NW1112 | 钛网（数码成型）     | 80*70mm二维钛网，孔径2.0mm，<br>数码成型  | SP-1642       | 美国Biomet Microfixation, Inc.             |      |
| NW1113 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜 | 80*80mm                       | MD0808        | 上海索康医用材料有限公司                             |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格             | 产品型号          | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------|
| NW1120 | 腹腔导管       | 85cm腹腔导管         | 823045        | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                                  |      |
| NW1121 | 腹腔导管       | 85cm腹腔导管         | 823045        | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                                  |      |
| NW1125 | 低切迹直型板     | 8孔, 无横联          | 53-05804      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| NW1126 | 八孔方形钛板     | 8孔方形板, 10mm*24mm | 812009        | 美国 Bioplate, Inc                                          |      |
| NW1127 | 桥型骨板       | 9*3.0            | 420610        | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                          |      |
| NW1128 | 桥型斜骨板 (右斜) | 9*3.0            | 420624        | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                          |      |
| NW1129 | 桥型斜骨板 (左斜) | 9*3.0            | 420634        | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                          |      |
| NW1132 | 98R普通型钛网   | 90120 (mm)       | 98R0912含电脑塑型  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                  |      |
| NW1133 | 92R普通型钛网   | 90120 (mm)       | 92R0912不含电脑塑型 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                  |      |
| NW1134 | 63D型钛网     | 90120 (mm)       | 63D0912       | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                  |      |
| NW1135 | 98R普通型钛网   | 90120 (mm)       | 98R0912不含电脑塑型 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                  |      |
| NW1136 | 92R普通型钛网   | 90120 (mm)       | 92R0912含电脑塑型  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                  |      |

| 流水号    | 产品名称         | 产品规格        | 产品型号          | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|--------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------|------|
| NW1137 | 98D型钛网       | 90120 (mm)  | 98D0912       | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                  |      |
| NW1138 | 98R普通型钛网     | 9090 (mm)   | 98R0909不含电脑塑型 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                  |      |
| NW1139 | 63D型钛网       | 9090 (mm)   | 63D0909       | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                  |      |
| NW1140 | 98R普通型钛网     | 9090 (mm)   | 98R0909含电脑塑型  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                  |      |
| NW1141 | 98D型钛网       | 9090 (mm)   | 98D0909       | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                  |      |
| NW1142 | 92R普通型钛网     | 9090 (mm)   | 92R0909含电脑塑型  | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                  |      |
| NW1143 | 92R普通型钛网     | 9090 (mm)   | 92R0909不含电脑塑型 | 意大利 BIDOIA SAS DI GIANFRANCO BIDOIA E C.                  |      |
| NW1147 | 人工硬脑膜        | 90*110mm    | SN90110       | 北京天新福医疗器材有限公司                                             |      |
| NW1148 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜 | 90*110mm    | MD0911        | 上海索康医用材料有限公司                                              |      |
| NW1152 | 三维钛网         | 90*135mm    | 14-1P3-8613   | 美国 KINAMED, INC.                                          |      |
| NW1153 | 三维钛网         | 90*135mm    | 14-1P3-8615   | 美国 KINAMED, INC.                                          |      |
| NW1155 | 三维动态钛网       | 90*90*0.3mm | 54-00346      | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |

| 流水号    | 产品名称            | 产品规格                                           | 产品型号                                           | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| NW1156 | 三维动态钛网          | 90*90*0.6mm                                    | 54-00646                                       | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis |      |
| NW1158 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜    | 90*90mm                                        | MD0909                                         | 上海索康医用材料有限公司                                              |      |
| NW1159 | 二维钛网（非数码成型）     | 90*90mm二维钛网，孔径2.0mm，非数码成型                      | SP-1643                                        | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| NW1160 | 钛网（数码成型）        | 90*90mm二维钛网，孔径2.0mm，数码成型                       | SP-1643                                        | 美国Biomet Microfixation, Inc.                              |      |
| NW1161 | 钛网（可塑型）         | 90*92mm                                        | 813026                                         | 美国 Bioplate, Inc                                          |      |
| NW1162 | 钛网（可塑型）         | 90*92mm                                        | 813026                                         | 美国 Bioplate, Inc                                          |      |
| NW1165 | 颅颌面外伤固定系统       | 94*127mm，钛网                                    | 210-0078                                       | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| NW1166 | 颅骨锁             | 95（mm）\$105（mm）\$130（mm）                       | TCK-4                                          | 沧州康华医疗器械有限公司                                              |      |
| NW1169 | 颅颌面接骨板固定系统      | 9mm方形接骨板                                       | 218-0090                                       | 美国OsteoMed L.P.                                           |      |
| NW1172 | ACCU-FLO直型塑料连接器 | ACCU-FLO直型塑料连接器                                | 821504                                         | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                                  |      |
| NW1173 | ACCU-FLO直型塑料连接器 | ACCU-FLO直型塑料连接器                                | 821504                                         | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                                  |      |
| NW1174 | 一次性使用引流管        | A型F8\$A型F10\$A型F12\$A型F14\$A型F16\$A型F18\$A型F20 | A型F8\$A型F10\$A型F12\$A型F14\$A型F16\$A型F18\$A型F20 | 扬州市邗江华飞医疗器械厂                                              |      |

| 流水号    | 产品名称           | 产品规格                                    | 产品型号                                                                 | 生产企业                | 挂网企业          |
|--------|----------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| NW1180 | 二孔钛板           | B I 0-100, 1.9mm孔径, 二孔钛板                | 813020                                                               | 美国 Bioplate, Inc    |               |
| NW1184 | 调压式微创冲洗引流管     | CX-13G1\$CX-13G2\$CX-10G1\$CX-10G2      | CX-13G1\$CX-13G2\$CX-10G1\$CX-10G2                                   | 电白县康丽医疗新技术有限公司      |               |
| NW1209 | 一次性使用引流管       | F6\$F8\$F10\$F12\$F14\$F16              | I 型 (硅胶)                                                             | 苏州市晶乐高分子医疗器械有限公司    |               |
| NW1224 | Gap钛网          | Gap钛板                                   | 14-1P3-0886                                                          | 美国 KINAMED, INC.    |               |
| NW1241 | 动脉瘤夹           | L型动脉瘤夹, 非跨血管型\$L型动脉瘤夹, 临时性\$L型动脉瘤夹, 标准型 | 45.250\$45.280\$45.252\$45.262\$45.254\$45.284\$45.247\$45.113\$45.3 | 德国 Peter Lazic GmbH |               |
| NW1242 | 动脉瘤夹           | L型动脉瘤夹, 非跨血管型\$L型动脉瘤夹临时性\$L型动脉瘤夹迷你型     | 45.180\$45.190\$45.192\$45.210\$45.212\$45.220\$45.222\$45.224\$45.2 | 德国 Peter Lazic GmbH |               |
| NW1243 | 动脉瘤夹           | L型动脉瘤夹, 非跨血管型\$L型动脉瘤夹, 永久性\$L型动脉瘤夹, 标准型 | 45.740\$45.750\$45.760\$45.780\$45.790\$45.742\$45.752\$45.762\$45.7 | 德国 Peter Lazic GmbH |               |
| NW1244 | 动脉瘤夹           | L型动脉瘤夹, 非跨血管型\$L型动脉瘤夹, 永久性\$L型动脉瘤夹, 迷你型 | 45.680\$45.690\$45.700\$45.710\$45.720\$45.682\$45.692\$45.711\$45.7 | 德国 Peter Lazic GmbH |               |
| NW1245 | 动脉瘤夹           | L型动脉瘤夹, 跨血管型\$L型动脉瘤夹, 临时性\$L型动脉瘤夹, 标准型  | 45.112\$45.160\$45.144                                               | 德国 Peter Lazic GmbH |               |
| NW1246 | 动脉瘤夹           | L型动脉瘤夹, 跨血管型\$L型动脉瘤夹, 永久性\$L型动脉瘤夹, 标准型  | 45.597\$45.598\$45.600\$45.610\$45.620\$45.602\$45.612\$45.622\$45.6 | 德国 Peter Lazic GmbH |               |
| NW1308 | 脑室外引流器         | NY-1000\$NY-500                         | 瓶式负压\$瓶式非负压\$袋式\$球式                                                  | 山东福瑞达医疗器械有限公司       | 山东福瑞达医疗器械有限公司 |
| NW1312 | PS Medical T 管 | PSMed I calT-tubeT管                     | 44520                                                                | 美国Medtronic Inc.    |               |



| 流水号    | 产品名称            | 产品规格                           | 产品型号          | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-----------------|--------------------------------|---------------|------------------|------|
| NW1313 | PS Medical 三通接头 | PSMed I cal三通接头                | 45105         | 美国Medtronic Inc. |      |
| NW1318 | 颅骨修复钛网          | P型钛网，103mm*103mm，厚度：0.6mm。     | WP0.6-100*100 | 宁波慈北医疗器械有限公司     |      |
| NW1319 | 颅骨修复钛网          | P型钛网，103mm*119.5mm，厚度：0.6mm。   | WP0.6-100*120 | 宁波慈北医疗器械有限公司     |      |
| NW1320 | 颅骨修复钛网          | P型钛网，103mm*152.5mm，厚度：0.6mm。   | WP0.6-100*150 | 宁波慈北医疗器械有限公司     |      |
| NW1321 | 颅骨修复钛网          | P型钛网，119.5mm*119.5mm，厚度：0.6mm。 | WP0.6-120*120 | 宁波慈北医疗器械有限公司     |      |
| NW1322 | 颅骨修复钛网          | P型钛网，119.5mm*152.5mm，厚度：0.6mm。 | WP0.6-120*150 | 宁波慈北医疗器械有限公司     |      |
| NW1323 | 颅骨修复钛网          | P型钛网，152.5mm*152.5mm，厚度：0.6mm。 | WP0.6-150*150 | 宁波慈北医疗器械有限公司     |      |
| NW1324 | 颅骨修复钛网          | P型钛网，42.5mm*64.5mm，厚度：0.6mm。   | WP0.6-42*64   | 宁波慈北医疗器械有限公司     |      |
| NW1325 | 颅骨修复钛网          | P型钛网，53.5mm*70mm，厚度：0.6mm。     | WP0.6-54*70   | 宁波慈北医疗器械有限公司     |      |
| NW1326 | 颅骨修复钛网          | P型钛网，59mm*92mm，厚度：0.6mm。       | WP0.6-60*90   | 宁波慈北医疗器械有限公司     |      |
| NW1327 | 颅骨修复钛网          | P型钛网，81mm*103mm，厚度：0.6mm。      | WP0.6-80*100  | 宁波慈北医疗器械有限公司     |      |
| NW1328 | 颅骨修复钛网          | P型钛网，81mm*119.5mm，厚度：0.6mm。    | WP0.6-80*120  | 宁波慈北医疗器械有限公司     |      |

| 流水号    | 产品名称        | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                           | 生产企业                 | 挂网企业 |
|--------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| NW1345 | 人工硬脑膜       | SNY φ 45                                                                                      | SN                                                             | 北京天新福医疗器材有限公司        |      |
| NW1346 | 人工硬脑膜       | SNY φ 60                                                                                      | SN                                                             | 北京天新福医疗器材有限公司        |      |
| NW1347 | 人工硬脑膜       | SNY φ 85                                                                                      | SN                                                             | 北京天新福医疗器材有限公司        |      |
| NW1364 | 动脉瘤夹        | T2标准型                                                                                         | 17-001-01\$17-001-02\$17-001-03\$17-001-04\$17-001-05\$17-001- | 日本 瑞穗医科工业株式会社        |      |
| NW1365 | 动脉瘤夹        | T2异型                                                                                          | 17-001-26\$17-001-27\$17-001-28\$17-001-29\$17-001-30\$17-001- | 日本 瑞穗医科工业株式会社        |      |
| NW1366 | 一次性使用脑部牵开装置 | TC120803\$TC120805\$TC120807\$TC171103\$TC171105\$TC171107\$TC211503\$TC211505\$TC211507\$TC2 | TC系列                                                           | 美国 Vycor Medical Inc |      |
| NW1367 | TMS钛板       | TMS钛板                                                                                         | 14-1P3-0650                                                    | 美国 KINAMED, INC.     |      |
| NW1369 | 颅骨修复钛网      | T型钛网, 100.2mm*100.2mm, 厚度: 0.6mm。                                                             | WT0.6-100*100                                                  | 宁波慈北医疗器械有限公司         |      |
| NW1370 | 颅骨修复钛网      | T型钛网, 100.2mm*123.1mm, 厚度: 0.6mm。                                                             | WT0.6-100*120                                                  | 宁波慈北医疗器械有限公司         |      |
| NW1371 | 颅骨修复钛网      | T型钛网, 100.2mm*134.6mm, 厚度: 0.6mm。                                                             | WT0.6-100*130                                                  | 宁波慈北医疗器械有限公司         |      |
| NW1372 | 颅骨修复钛网      | T型钛网, 100.2mm*146mm, 厚度: 0.6mm。                                                               | WT0.6-100*145                                                  | 宁波慈北医疗器械有限公司         |      |
| NW1373 | 颅骨修复钛网      | T型钛网, 123.1mm*123.1mm, 厚度: 0.6mm。                                                             | WT0.6-120*120                                                  | 宁波慈北医疗器械有限公司         |      |

| 流水号    | 产品名称     | 产品规格                          | 产品型号          | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|----------|-------------------------------|---------------|--------------|------|
| NW1374 | 颅骨修复钛网   | T型钛网，123.1mm*146mm，厚度：0.6mm。  | WT0.6-120*145 | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| NW1375 | 颅骨修复钛网   | T型钛网，146mm*146mm，厚度：0.6mm。    | WT0.6-145*145 | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| NW1376 | 颅骨修复钛网   | T型钛网，43mm*43mm，厚度：0.6mm。      | WT0.6-42*42   | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| NW1377 | 颅骨修复钛网   | T型钛网，54.4mm*77.3mm，厚度：0.6mm。  | WT0.6-54*76   | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| NW1378 | 颅骨修复钛网   | T型钛网，77.3mm*100.2mm，厚度：0.6mm。 | WT0.6-76*100  | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| NW1379 | 颅骨修复钛网   | T型钛网，77.3mm*123.1mm，厚度：0.6mm。 | WT0.6-76*120  | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| NW1380 | 颅骨修复钛网   | T型钛网，77.3mm*77.3mm，厚度：0.6mm。  | WT0.6-76*76   | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| NW1381 | 颅骨修复钛网   | T型钛网，77.3mm*88.8mm，厚度：0.6mm。  | WT0.6-76*88   | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| NW1387 | 一次性使用引流器 | YD- I -1000                   | YD— I —1000   | 德州玉东医疗器械有限公司 |      |
| NW1388 | 一次性使用引流器 | YD- I -600                    | YD— I —600    | 德州玉东医疗器械有限公司 |      |
| NW1389 | 一次性使用引流器 | YD- II -1000                  | YD— II —1000  | 德州玉东医疗器械有限公司 |      |
| NW1390 | 一次性使用引流器 | YD- II -600                   | YD— II —600   | 德州玉东医疗器械有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格                         | 产品型号          | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|------------|------------------------------|---------------|--------------|------|
| NW1391 | 一次性使用双极电凝镊 | YX-B-01                      | YX-B-01       | 福州远兴医疗科技有限公司 |      |
| NW1392 | 一次性使用双极电凝镊 | YX-B-02                      | YX-B-02       | 福州远兴医疗科技有限公司 |      |
| NW1393 | 一次性使用双极电凝镊 | YX-B-03                      | YX-B-03       | 福州远兴医疗科技有限公司 |      |
| NW1394 | 一次性使用双极电凝镊 | YX-B-04                      | YX-B-04       | 福州远兴医疗科技有限公司 |      |
| NW1395 | 一次性使用双极电凝镊 | YX-B-05                      | YX-B-05       | 福州远兴医疗科技有限公司 |      |
| NW1396 | 一次性使用双极电凝镊 | YX-B-06                      | YX-B-06       | 福州远兴医疗科技有限公司 |      |
| NW1397 | 一次性使用双极电凝镊 | YX-B-07                      | YX-B-07       | 福州远兴医疗科技有限公司 |      |
| NW1398 | 一次性使用双极电凝镊 | YX-B-08                      | YX-B-08       | 福州远兴医疗科技有限公司 |      |
| NW1399 | 一次性使用双极电凝镊 | YX-B-09                      | YX-B-09       | 福州远兴医疗科技有限公司 |      |
| NW1400 | 一次性使用双极电凝镊 | YX-B-10                      | YX-B-10       | 福州远兴医疗科技有限公司 |      |
| NW1402 | 颅骨修复钛网     | Y型钛网，109mm*105.5mm，厚度：0.6mm。 | WY0.6-109*105 | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| NW1403 | 颅骨修复钛网     | Y型钛网，109mm*114.5mm，厚度：0.6mm。 | WY0.6-109*115 | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称   | 产品规格                           | 产品型号          | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|--------|--------------------------------|---------------|--------------|------|
| NW1404 | 颅骨修复钛网 | Y型钛网，109mm*123.6mm，厚度：0.6mm。   | WY0.6-109*124 | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| NW1405 | 颅骨修复钛网 | Y型钛网，124.8mm*105.5mm，厚度：0.6mm。 | WY0.6-125*105 | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| NW1406 | 颅骨修复钛网 | Y型钛网，124.8mm*123.6mm，厚度：0.6mm。 | WY0.6-125*124 | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| NW1407 | 颅骨修复钛网 | Y型钛网，124.8mm*141.8mm，厚度：0.6mm。 | WY0.6-125*142 | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| NW1408 | 颅骨修复钛网 | Y型钛网，124.8mm*150.9mm，厚度：0.6mm。 | WY0.6-125*151 | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| NW1409 | 颅骨修复钛网 | Y型钛网，156.3mm*160mm，厚度：0.6mm。   | WY0.6-156*160 | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| NW1410 | 颅骨修复钛网 | Y型钛网，187.8mm*187.3mm，厚度：0.6mm。 | WY0.6-188*187 | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| NW1411 | 颅骨修复钛网 | Y型钛网，46mm*41.8mm，厚度：0.6mm。     | WY0.6-46*42   | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| NW1412 | 颅骨修复钛网 | Y型钛网，46mm*60mm，厚度：0.6mm。       | WY0.6-46*60   | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| NW1413 | 颅骨修复钛网 | Y型钛网，61.8mm*60mm，厚度：0.6mm。     | WY0.6-62*60   | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| NW1414 | 颅骨修复钛网 | Y型钛网，61.8mm*78.2mm，厚度：0.6mm。   | WY0.6-62*78   | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |
| NW1415 | 颅骨修复钛网 | Y型钛网，77.5mm*123.6mm，厚度：0.6mm。  | WY0.6-78*124  | 宁波慈北医疗器械有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称           | 产品规格                          | 产品型号             | 生产企业                | 挂网企业 |
|--------|----------------|-------------------------------|------------------|---------------------|------|
| NW1416 | 颅骨修复钛网         | Y型钛网，77.5mm*78.2mm，厚度：0.6mm。  | WY0.6-78*78      | 宁波慈北医疗器械有限公司        |      |
| NW1417 | 颅骨修复钛网         | Y型钛网，77.5mm*96.4mm，厚度：0.6mm。  | WY0.6-78*96      | 宁波慈北医疗器械有限公司        |      |
| NW1418 | 颅骨修复钛网         | Y型钛网，93.3mm*123.6mm，厚度：0.6mm。 | WY0.6-93*124     | 宁波慈北医疗器械有限公司        |      |
| NW1419 | 颅骨修复钛网         | Y型钛网，93.3mm*96.4mm，厚度：0.6mm。  | WY0.6-93*96      | 宁波慈北医疗器械有限公司        |      |
| NW1422 | 一次性使用不粘自控双极电凝镊 | ZKN-1C型\$ZKN-1X型              | ZKN-1C型\$ZKN-1X型 | 扬州昊普生物科技有限公司        |      |
| NW1423 | 一次性使用不粘自控双极电凝镊 | ZKN-2C型\$ZKN-2X型              | ZKN-2C型\$ZKN-2X型 | 扬州昊普生物科技有限公司        |      |
| NW1424 | 一次性使用不粘自控双极电凝镊 | ZKN-3C型\$ZKN-3X型              | ZKN-3C型\$ZKN-3X型 | 扬州昊普生物科技有限公司        |      |
| NW1425 | 一次性使用不粘自控双极电凝镊 | ZKN-4C型\$ZKN-4X型              | ZKN-4C型\$ZKN-4X型 | 扬州昊普生物科技有限公司        |      |
| NW1426 | 一次性使用不粘自控双极电凝镊 | ZKN-5C型\$ZKN-5X型              | ZKN-5C型\$ZKN-5X型 | 扬州昊普生物科技有限公司        |      |
| NW1427 | 一次性使用不粘自控双极电凝镊 | ZKN-6C型\$ZKN-6X型              | ZKN-6C型\$ZKN-6X型 | 扬州昊普生物科技有限公司        |      |
| NW1462 | 骨钉             | Φ 2.3*5                       | 420291           | 中国台湾 亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| NW1463 | 骨钉             | Φ 2.3*5 / 自攻                  | 420311           | 中国台湾 亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称     | 产品规格                          | 产品型号                                                           | 生产企业                | 挂网企业       |
|--------|----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| NW1464 | 骨钉       | Φ 2. 3*7                      | 420292                                                         | 中国台湾 亚太医疗器材科技股份有限公司 |            |
| NW1465 | 骨钉       | Φ 2. 3*7 / 自攻                 | 420312                                                         | 中国台湾 亚太医疗器材科技股份有限公司 |            |
| NW1466 | 骨钉       | Φ 2. 3*9                      | 420293                                                         | 中国台湾 亚太医疗器材科技股份有限公司 |            |
| NW1467 | 骨钉       | Φ 2. 3*9 / 自攻                 | 420313                                                         | 中国台湾 亚太医疗器材科技股份有限公司 |            |
| NW1471 | 无菌敷料棉    | 钼线型棉条棉块（显影）                   | 钼线型棉条棉块（显影）                                                    | 三河市三友医疗器械厂          | 三河市三友医疗器械厂 |
| NW1473 | 动脉瘤夹     | 标准型                           | 07-934-01\$07-934-02\$07-934-03\$07-934-04\$07-934-10\$07-934- | 日本 瑞穗医科工业株式会社       |            |
| NW1474 | “维纳” 博纳力 | 博纳力骨板4-孔一字型孔位直径1. 5mm厚度1. 0mm | F00-101501                                                     | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司   |            |
| NW1475 | “维纳” 博纳力 | 博纳力骨板4-孔一字型孔位直径2. 0mm厚度1. 2mm | F00-122001                                                     | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司   |            |
| NW1476 | “维纳” 博纳力 | 博纳力骨板4-孔一字型孔位直径2. 5mm厚度1. 5mm | F00-152501                                                     | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司   |            |
| NW1477 | “维纳” 博纳力 | 博纳力骨板6-孔一字型孔位直径1. 5mm厚度1. 0mm | F00-101502                                                     | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司   |            |
| NW1478 | “维纳” 博纳力 | 博纳力骨板6-孔一字型孔位直径2. 0mm厚度1. 2mm | F00-122002                                                     | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司   |            |
| NW1479 | “维纳” 博纳力 | 博纳力骨板6-孔一字型孔位直径2. 5mm厚度1. 5mm | F00-152502                                                     | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司   |            |

| 流水号    | 产品名称    | 产品规格                           | 产品型号       | 生产企业              | 挂网企业 |
|--------|---------|--------------------------------|------------|-------------------|------|
| NW1480 | “维纳”博纳力 | 博纳力骨板8-孔一字型孔位直径2.5mm厚度1.5mm    | F00-152503 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| NW1481 | “维纳”博纳力 | 博纳力骨板右“L”型10-孔孔位直径2.0mm厚度1.2mm | F00-122006 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| NW1482 | “维纳”博纳力 | 博纳力骨板右“L”型10-孔孔位直径2.5mm厚度1.5mm | F00-152506 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| NW1483 | “维纳”博纳力 | 博纳力骨板右“L”型8-孔孔位直径1.5mm厚度1.0mm  | F00-101505 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| NW1484 | “维纳”博纳力 | 博纳力骨板左“L”型10-孔孔位直径2.0mm厚度1.2mm | F00-122005 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| NW1485 | “维纳”博纳力 | 博纳力骨板左“L”型10-孔孔位直径2.5mm厚度1.5mm | F00-152505 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| NW1486 | “维纳”博纳力 | 博纳力骨板左“L”型8-孔孔位直径1.5mm厚度1.0mm  | F00-101506 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| NW1487 | “维纳”博纳力 | 博纳力骨板“C”型7-孔孔径1.5mm厚度1.0mm     | F00-101503 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| NW1488 | “维纳”博纳力 | 博纳力骨板“C”型7-孔孔位直径2.0mm厚度1.2mm   | F00-122003 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| NW1489 | “维纳”博纳力 | 博纳力骨板“X”型10-孔孔位直径1.5mm厚度1.0mm  | F00-101507 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| NW1490 | “维纳”博纳力 | 博纳力骨板“X”型10-孔孔位直径2.0mm厚度1.2mm  | F00-122007 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |
| NW1491 | “维纳”博纳力 | 博纳力骨板“X”型10-孔孔位直径2.5mm厚度1.5mm  | F00-152507 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司 |      |



| 流水号    | 产品名称       | 产品规格                             | 产品型号       | 生产企业                                                       | 挂网企业 |
|--------|------------|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|------|
| NW1492 | “维纳”博纳力    | 博纳力骨板“Y”型8-孔孔位直径1.5mm厚度1.0mm     | F00-101504 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司                                          |      |
| NW1493 | “维纳”博纳力    | 博纳力骨板“Y”型8-孔孔位直径2.0mm厚度1.2mm     | F00-122004 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司                                          |      |
| NW1494 | “维纳”博纳力    | 博纳力骨板“Y”型8-孔孔位直径2.5mm厚度1.5mm     | F00-152504 | 中国台湾 维纳生物科技股份有限公司                                          |      |
| NW1509 | 颅颌面接骨板固定系统 | 长型2孔直型接骨板                        | 218-0093   | 美国OsteoMed L.P.                                            |      |
| NW1510 | 颅颌面接骨板固定系统 | 超大花瓣型接骨板                         | 218-0096   | 美国OsteoMed L.P.                                            |      |
| NW1515 | 低切迹大Gap钛板  | 大号                               | 53-05622   | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co .KG, Division Osteosynthesis |      |
| NW1519 | 颅颌面接骨板固定系统 | 大花瓣型接骨板                          | 218-0095   | 美国OsteoMed L.P.                                            |      |
| NW1520 | 颅颌面外伤固定系统  | 大型颅骨洞盖板                          | 210-0039   | 美国OsteoMed L.P.                                            |      |
| NW1521 | 带分流管孔钛板    | 带分流管孔钛板, 1.9mm, 单片装              | 813181     | 美国 Bioplate, Inc                                           |      |
| NW1522 | 带分流管孔钛板    | 带分流管孔钛板, 1.9mm, 单片装              | 813181     | 美国 Bioplate, Inc                                           |      |
| NW1523 | 可调压脑室腹腔分流管 | 带抗虹吸装置可调压阀门(新型红宝石球阀抗虹吸18极可调压分流管) | 823842     | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                                   |      |
| NW1524 | 可调压脑室腹腔分流管 | 带抗虹吸装置可调压阀门(新型红宝石球阀抗虹吸18极可调压分流管) | 823842     | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                                   |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格        | 产品型号                                                          | 生产企业                     | 挂网企业 |
|--------|------------|-------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| NW1525 | 可调压脑室腹腔分流管 | 带前腔可调压阀，无导管 | 823110                                                        | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW1526 | 可调压脑室腹腔分流管 | 带前腔可调压阀，无导管 | 823110                                                        | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW1527 | 可调压脑室腹腔分流管 | 带前腔可调压式标准阀  | 823100                                                        | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW1528 | 可调压脑室腹腔分流管 | 带前腔可调压式标准阀  | 823100                                                        | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW1530 | 一次性锯       | 单支包装        | PD-S0-411\$PD-S0-412\$PD-S0-422\$PD-S0-431\$PD-S0-432\$PD-S0- | 日本 株式会社中西                |      |
| NW1531 | 一次性开颅铣刀片   | 单支灭菌包装      | PDS-CRA-P\$PDS-CRA-M\$PDS-CRA-L                               | 日本 株式会社中西                |      |
| NW1532 | 一次性磨头      | 单支灭菌包装      | PDS-1D135-20\$PDS-1D135-30\$PDS-1D135-40\$PDS-1D155-20\$PDS-  | 日本 株式会社中西                |      |
| NW1535 | 颅颌面接骨板固定系统 | 短型2孔直型接骨板   | 218-0091                                                      | 美国OsteoMed L.P.          |      |
| NW1574 | 微型接骨板      | 龟型A5孔直径17   | T1A290                                                        | 上海优科骨科器材有限公司             |      |
| NW1575 | 微型接骨板      | 龟型B6孔直径17   | T1A300                                                        | 上海优科骨科器材有限公司             |      |
| NW1591 | 可调压脑室腹腔分流管 | 集成导管可调压式微型阀 | 823114                                                        | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW1592 | 可调压脑室腹腔分流管 | 集成导管可调压式微型阀 | 823114                                                        | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                                                       | 产品型号                                                | 生产企业                             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| NW1593 | 可调压脑室腹腔分流管                            | 集成前腔和导管可调压式压力阀                                                             | 823111                                              | 美国Codman&Shurtleff, Inc.         |      |
| NW1594 | 可调压脑室腹腔分流管                            | 集成前腔和导管可调压式压力阀                                                             | 823111                                              | 美国Codman&Shurtleff, Inc.         |      |
| NW1595 | 可调压脑室腹腔分流管                            | 集成水库和导管可调压式微型阀                                                             | 823113                                              | 美国Codman&Shurtleff, Inc.         |      |
| NW1596 | 可调压脑室腹腔分流管                            | 集成水库和导管可调压式微型阀                                                             | 823113                                              | 美国Codman&Shurtleff, Inc.         |      |
| NW1599 | 雪花六孔钛板                                | 坚硬雪花片板, 1.5mm孔径,<br>12mm长                                                  | 812055                                              | 美国 Bioplate, Inc                 |      |
| NW1600 | 雪花六孔钛板                                | 坚硬雪花片板, 1.5mm孔径,<br>18mm长                                                  | 812056                                              | 美国 Bioplate, Inc                 |      |
| NW1606 | 一次性使用儿童ProGAV可调压带抗静水压重力阀无菌脑积水分流器及组件系统 | 可调压阀门: 0mmH20-20mmH20;                                                     | FV466-T\$FV467-T                                    | 德国 Christoph Miethke GmH & Co.KG |      |
| NW1607 | 一次性使用成人ProGAV可调压带抗静水压重力阀无菌脑积水分流器及组件系统 | 可调压阀门: 0mmH20-20mmH20\$<br>重力阀: 10mmH20\$重力阀:<br>15mmH20\$重力阀: 20mmH20\$重力 | FV410-T\$FV411-T\$FV412-T\$FV413-T\$FV414-T\$FV415- | 德国 Christoph Miethke GmH & Co.KG |      |
| NW1608 | 一次性使用成人ProGAV可调压带抗静水压重力阀无菌脑积水分流器及组件系统 | 可调压阀门: 0mmH20-20mmH20\$<br>重力阀: 10mmH20\$重力阀:<br>15mmH20\$重力阀: 20mmH20\$重力 | FV410-T\$FV411-T\$FV412-T\$FV413-T\$FV414-T\$FV415- | 德国 Christoph Miethke GmH & Co.KG |      |
| NW1609 | 一次性使用儿童ProGAV可调压带抗静水压重力阀无菌脑积水分流器及组件系统 | 可调压阀门: 0mmH20-20mmH20\$<br>重力阀: 10mmH20\$重力阀:<br>15mmH20\$重力阀: 20mmH20\$重力 | FV438-T\$FV439-T\$FV440-T\$FV441-T\$FV442-T\$FV443- | 德国 Christoph Miethke GmH & Co.KG |      |
| NW1610 | 可调压脑室腹腔分流管                            | 可调压分流管, 抗虹吸                                                                | 823832                                              | 美国Codman&Shurtleff, Inc.         |      |
| NW1611 | 可调压脑室腹腔分流管                            | 可调压分流管, 抗虹吸                                                                | 823832                                              | 美国Codman&Shurtleff, Inc.         |      |

| 流水号    | 产品名称            | 产品规格                                                                   | 产品型号                                                                 | 生产企业                             | 挂网企业         |
|--------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| NW1612 | 可调压脑室腹腔分流管      | 可调压式微型阀，无导管                                                            | 823112                                                               | 美国Codman&Shurtleff, Inc.         |              |
| NW1613 | 可调压脑室腹腔分流管      | 可调压式微型阀，无导管                                                            | 823112                                                               | 美国Codman&Shurtleff, Inc.         |              |
| NW1831 | 螺钉              | 螺钉长度：6mm；螺钉直径2mm                                                       | TS6                                                                  | 沧州康华医疗器械有限公司                     |              |
| NW1832 | 螺钉              | 螺钉长度5mm；螺钉直径2mm                                                        | TS5                                                                  | 沧州康华医疗器械有限公司                     |              |
| NW1833 | 颅颌面外伤固定系统       | 迷你127*127mm，钛网                                                         | 210-1025                                                             | 美国OsteoMed L.P.                  |              |
| NW1834 | 医用脑棉片           | 灭菌2.5cm*8.5cm，带X线                                                      | 灭菌2.5cm*8.5cm，带X线                                                    | 稳健实业（深圳）有限公司                     | 稳健实业（深圳）有限公司 |
| NW1835 | 医用脑棉片           | 灭菌脑棉片2cm*7cm                                                           | 灭菌脑棉片2cm*7cm                                                         | 稳健实业（深圳）有限公司                     | 稳健实业（深圳）有限公司 |
| NW1838 | 一次性使用无菌脑积水分流器组件 | 脑室端导管；储液囊：CSFport / Burrhole / Sprung / Flush I ng / Control；\$腹腔端导管；储 | FV027T\$FV028T\$FV029T\$FV030T\$FV031T\$FV032T\$FV034T\$FV036T\$FV03 | 德国 Christoph Miethke GmH & Co.KG |              |
| NW1844 | 无菌敷料棉           | 普通型棉条\$普通型棉块                                                           | 普通型棉条\$普通型棉块                                                         | 三河市三友医疗器械厂                       | 三河市三友医疗器械厂   |
| NW1845 | 钛骨固定螺钉          | 全钛迷你标准自攻十字头钛钉，2.0*4mm                                                  | 32320                                                                | 德国 Rebstock Instruments GmbH     |              |
| NW1846 | 钛骨固定螺钉          | 全钛迷你标准自攻十字头钛钉，2.0*5mm                                                  | 32321                                                                | 德国 Rebstock Instruments GmbH     |              |
| NW1847 | 钛骨固定螺钉          | 全钛迷你自钻十字头钛钉，2.0*4mm                                                    | 32420                                                                | 德国 Rebstock Instruments GmbH     |              |

| 流水号    | 产品名称      | 产品规格                     | 产品型号     | 生产企业                         | 挂网企业 |
|--------|-----------|--------------------------|----------|------------------------------|------|
| NW1848 | 钛骨固定螺钉    | 全钛迷你自钻十字头钛钉，<br>2.0*5mm  | 32421    | 德国 Rebstock Instruments GmbH |      |
| NW1849 | 雪花六孔钛板    | 柔软雪花片板，1.5mm孔径，<br>12mm长 | 812053   | 美国 Bioplate, Inc             |      |
| NW1850 | 雪花六孔钛板    | 柔软雪花片板，1.5mm孔径，<br>18mm长 | 812054   | 美国 Bioplate, Inc             |      |
| NW1875 | 颅颌面固定系统   | 筛形板75mm*75mm，厚0.6        | 015-2050 | 美国Medtronic Inc.             |      |
| NW1893 | 塑料Y型三通连接器 | 塑料Y型三通连接器                | 821520   | 美国Codman&Shurtleff, Inc.     |      |
| NW1894 | 塑料Y型三通连接器 | 塑料Y型三通连接器                | 821520   | 美国Codman&Shurtleff, Inc.     |      |
| NW1915 | 微型接骨板     | 钛网A100*100mm             | T1A380   | 上海优科骨科器材有限公司                 |      |
| NW1916 | 微型接骨板     | 钛网A120*100mm             | T1A350   | 上海优科骨科器材有限公司                 |      |
| NW1917 | 微型接骨板     | 钛网A120*120mm             | T1A360   | 上海优科骨科器材有限公司                 |      |
| NW1918 | 微型接骨板     | 钛网A120*150mm             | T1A365   | 上海优科骨科器材有限公司                 |      |
| NW1919 | 微型接骨板     | 钛网A150*150mm             | T1A370   | 上海优科骨科器材有限公司                 |      |
| NW1920 | 微型接骨板     | 钛网A180*180mm             | T1A376   | 上海优科骨科器材有限公司                 |      |

| 流水号    | 产品名称                     | 产品规格                                  | 产品型号           | 生产企业                     | 挂网企业 |
|--------|--------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|------|
| NW1921 | 微型接骨板                    | 钛网A200*200mm                          | T1A377         | 上海优科骨科器材有限公司             |      |
| NW1922 | 微型接骨板                    | 钛网B120*100mm                          | T1A440         | 上海优科骨科器材有限公司             |      |
| NW1923 | 微型接骨板                    | 钛网B120*150mm                          | T1A455         | 上海优科骨科器材有限公司             |      |
| NW1924 | 微型接骨板                    | 钛网B150*150mm                          | T1A450         | 上海优科骨科器材有限公司             |      |
| NW1925 | 微型接骨板                    | 钛网B180*180mm                          | T1A480         | 上海优科骨科器材有限公司             |      |
| NW1926 | 微型接骨板                    | 钛网B200*200mm                          | T1A490         | 上海优科骨科器材有限公司             |      |
| NW1927 | 微型接骨板                    | 钛网B80*60mm                            | T1A400         | 上海优科骨科器材有限公司             |      |
| NW2037 | Codman外引流系统 III （腰大池外引流） | 外引流系统III（含腰大池821707）                  | 821738         | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2038 | Codman外引流系统III透明脑室导管     | 外引流系统III透明脑室导管                        | 821735         | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2039 | Codman外引流系统（不含脑室导管）      | 外引流系统II（不含脑室导管）\$<br>外引流系统III（不含脑室导管） | 821721\$821731 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2040 | Codman外引流系统（含脑室导管）       | 外引流系统II（含脑室导管）\$外<br>引流系统III（含脑室导管）   | 821720\$821730 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2041 | Codman外引流装置              | 外引流装置                                 | 821705         | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                 | 产品型号   | 生产企业                     | 挂网企业 |
|--------|---------------------|----------------------|--------|--------------------------|------|
| NW2042 | Codman外引流装置         | 外引流装置                | 821706 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2043 | Codman外引流装置（腰大池外引流） | 外引流装置（腰大池外引流）        | 821707 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2077 | 可调压脑室腹腔分流管          | 无前腔可调压式标准阀           | 823101 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2078 | 可调压脑室腹腔分流管          | 无前腔可调压式标准阀           | 823101 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2079 | 固定压力分流管             | 系统阀门（固定压力分流100mmH2O） | 823819 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2080 | 固定压力分流管             | 系统阀门（固定压力分流100mmH2O） | 823819 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2081 | 固定压力分流管             | 系统阀门（固定压力分流10mmH2O）  | 823816 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2082 | 固定压力分流管             | 系统阀门（固定压力分流10mmH2O）  | 823816 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2083 | 固定压力分流管             | 系统阀门（固定压力分流130mmH2O） | 823820 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2084 | 固定压力分流管             | 系统阀门（固定压力分流130mmH2O） | 823820 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2085 | 固定压力分流管             | 系统阀门（固定压力分流40mmH2O）  | 823817 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2086 | 固定压力分流管             | 系统阀门（固定压力分流40mmH2O）  | 823817 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称      | 产品规格                     | 产品型号   | 生产企业                     | 挂网企业 |
|--------|-----------|--------------------------|--------|--------------------------|------|
| NW2087 | 固定压力分流管   | 系统阀门（固定压力分流70mmH2O）      | 823818 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2088 | 固定压力分流管   | 系统阀门（固定压力分流70mmH2O）      | 823818 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2089 | 固定压力分流管   | 系统阀门（抗虹吸固定压力分流管100mmH2O） | 823814 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2090 | 脑脊液分流管及附件 | 823814                   | 823814 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2091 | 固定压力分流管   | 系统阀门（抗虹吸固定压力分流管10mmH2O）  | 823811 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2092 | 固定压力分流管   | 系统阀门（抗虹吸固定压力分流管10mmH2O）  | 823811 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2093 | 固定压力分流管   | 系统阀门（抗虹吸固定压力分流管130mmH2O） | 823815 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2094 | 固定压力分流管   | 系统阀门（抗虹吸固定压力分流管130mmH2O） | 823815 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2095 | 固定压力分流管   | 系统阀门（抗虹吸固定压力分流管40mmH2O）  | 823812 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2096 | 固定压力分流管   | 系统阀门（抗虹吸固定压力分流管40mmH2O）  | 823812 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2097 | 固定压力分流管   | 系统阀门（抗虹吸固定压力分流管70mmH2O）  | 823813 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |
| NW2098 | 固定压力分流管   | 系统阀门（抗虹吸固定压力分流管70mmH2O）  | 823813 | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称       | 产品规格                   | 产品型号     | 生产企业                                                       | 挂网企业 |
|--------|------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------|------|
| NW2099 | 可调压脑室腹腔分流管 | 系统阀门（新型红宝石球阀18极可调压分流管） | 823834   | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                                   |      |
| NW2100 | 可调压脑室腹腔分流管 | 系统阀门（新型红宝石球阀18极可调压分流管） | 823834   | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                                   |      |
| NW2101 | 低切迹小Gap钛板  | 小号                     | 53-05612 | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co .KG, Division Osteosynthesis |      |
| NW2102 | 颅颌面接骨板固定系统 | 小花瓣型接骨板                | 218-0094 | 美国OsteoMed L.P.                                            |      |
| NW2107 | 雪花型六孔钛片    | 雪花型六孔钛片，不可塑型，12mm      | 812048   | 美国 Bioplate, Inc                                           |      |
| NW2108 | 雪花型六孔钛片    | 雪花型六孔钛片，不可塑型，12mm      | 812048   | 美国 Bioplate, Inc                                           |      |
| NW2109 | 雪花型六孔钛片    | 雪花型六孔钛片，不可塑型，18mm      | 812049   | 美国 Bioplate, Inc                                           |      |
| NW2110 | 雪花型六孔钛片    | 雪花型六孔钛片，不可塑型，18mm      | 812049   | 美国 Bioplate, Inc                                           |      |
| NW2111 | 雪花型六孔钛片    | 雪花型六孔钛片，可塑型，12mm       | 812046   | 美国 Bioplate, Inc                                           |      |
| NW2112 | 雪花型六孔钛片    | 雪花型六孔钛片，可塑型，12mm       | 812046   | 美国 Bioplate, Inc                                           |      |
| NW2113 | 雪花型六孔钛片    | 雪花型六孔钛片，可塑型，18mm       | 812047   | 美国 Bioplate, Inc                                           |      |
| NW2114 | 雪花型六孔钛片    | 雪花型六孔钛片，可塑型，18mm       | 812047   | 美国 Bioplate, Inc                                           |      |

| 流水号    | 产品名称           | 产品规格                                   | 产品型号                                                           | 生产企业                     | 挂网企业          |
|--------|----------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|
| NW2124 | 动脉瘤夹           | 异型                                     | 07-934-26\$07-934-27\$07-934-28\$07-934-29\$07-934-30\$07-934- | 日本 瑞穗医科工业株式会社            |               |
| NW2127 | 硬质弧形12孔钛板      | 硬质弧形12孔钛板                              | 015-090-C                                                      | 美国Medtronic Inc.         |               |
| NW2128 | 神经外科气动钻系统      | 由开颅器、马达、接头、马达 / 脚踏开关导管、脚踏开关、连接气管和钻头组成。 | 935473 带刻度调节钻头，深5.0mm\$935477 带刻度调节钻头，深                        | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |               |
| NW2129 | 神经外科气动钻系统      | 由开颅器、马达、接头、马达 / 脚踏开关导管、脚踏开关、连接气管和钻头组成。 | 935001高速马达 \$935002环钻， 750rpm\$935003新型开                       | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |               |
| NW2133 | 一次性使用脑室引流管     | 有接头（气门塞）                               | F6\$F8\$F10\$F12\$F14\$F16\$F18                                | 苏州市华豪医疗器械有限公司            | 苏州市华豪医疗器械有限公司 |
| NW2134 | 带储液囊一体式可调压式分流管 | 整体型NH调节器（带储液囊一体式可调压式分流管）               | 823144                                                         | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |               |
| NW2139 | 微型接骨板          | 直A 2孔 孔距12                             | T1A020                                                         | 上海优科骨科器材有限公司             |               |
| NW2140 | 微型接骨板          | 直A 4孔 孔距8                              | T1A030                                                         | 上海优科骨科器材有限公司             |               |
| NW2141 | 可调压脑室腹腔分流管     | 直角抗虹吸可调压阀（新型红宝石球阀18级可调压分流管）            | 823136                                                         | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |               |
| NW2142 | 可调压脑室腹腔分流管     | 直角抗虹吸可调压阀（新型红宝石球阀18级可调压分流管）            | 823136                                                         | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |               |
| NW2143 | 可调压脑室腹腔分流管     | 直角适配器（新型红宝石球阀18级可调压分流管）                | 823838                                                         | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |               |
| NW2144 | 可调压脑室腹腔分流管     | 直角适配器（新型红宝石球阀18级可调压分流管）                | 823838                                                         | 美国Codman&Shurtleff, Inc. |               |

| 流水号    | 产品名称              | 产品规格                                           | 产品型号                                                                 | 生产企业                                                       | 挂网企业 |
|--------|-------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|
| NW2145 | 一次性使用成人无菌脑积水分流器组件 | 直角适配器；腹腔端导管；连接器：X\$直角适配器；腹腔端导管；连接器:L\$直角适配器；腹腔 | FV010T\$FV011T\$FV012T\$FV013T\$FV014T\$FV015T\$FV016T\$FV017T\$FV01 | 德国 Christoph Miethke GmH & Co.KG                           |      |
| NW2146 | 可调压脑室腹腔分流管        | 直角整体型NH调节器（新型红宝石球阀18级可调压分流管）                   | 823148                                                               | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                                   |      |
| NW2147 | 可调压脑室腹腔分流管        | 直角整体型NH调节器（新型红宝石球阀18级可调压分流管）                   | 823148                                                               | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                                   |      |
| NW2148 | 二孔钛板              | 直径1.5mm，二孔直形钛板，长14mm                           | 813135                                                               | 美国 Bioplate, Inc                                           |      |
| NW2149 | 二孔钛板              | 直径1.5mm，二孔直形钛板，长14mm                           | 813131                                                               | 美国 Bioplate, Inc                                           |      |
| NW2150 | 低切迹钛片盖带柄          | 直径10mm                                         | 53-05510                                                             | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co. KG, Division Osteosynthesis |      |
| NW2152 | 低切迹钛片盖带柄          | 直径14mm                                         | 53-05514                                                             | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis  |      |
| NW2154 | 低切迹钛片盖带柄          | 直径20mm                                         | 53-05520                                                             | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis  |      |
| NW2156 | 低切迹钛片盖带柄          | 直径7mm                                          | 53-05507                                                             | 德国Stryker Leibinger GmbH & Co.KG, Division Osteosynthesis  |      |
| NW2163 | 颅颌面接骨板固定系统        | 中型2孔直型接骨板                                      | 218-0092                                                             | 美国OsteoMed L.P.                                            |      |
| NW2164 | 钛骨固定螺钉            | 中型自钻钛钉，十字头，1.6*3mm                             | 31411                                                                | 德国 Rebstock Instruments GmbH                               |      |
| NW2165 | 钛骨固定螺钉            | 中型自钻钛钉，十字头，1.6*4mm                             | 31412                                                                | 德国 Rebstock Instruments GmbH                               |      |

| 流水号    | 产品名称   | 产品规格                   | 产品型号     | 生产企业                         | 挂网企业 |
|--------|--------|------------------------|----------|------------------------------|------|
| NW2166 | 钛骨固定螺钉 | 中型自钻钛钉，十字头，<br>1.6*5mm | 31413    | 德国 Rebstock Instruments GmbH |      |
| NW2167 | 自攻螺钉   | 自攻螺钉，1.9mm*4mm         | SCD30405 | 美国 Bioplate, Inc             |      |
| NW2168 | 自攻螺钉   | 自攻螺钉，1.9mm*4mm         | SCD30405 | 美国 Bioplate, Inc             |      |
| NW2169 | 自攻螺钉   | 自攻螺钉，1.9mm*6mm         | SCD30605 | 美国 Bioplate, Inc             |      |
| NW2170 | 自攻螺钉   | 自攻螺钉，1.9mm*6mm         | SCD30605 | 美国 Bioplate, Inc             |      |
| NW2172 | 金属接骨螺钉 | 自攻自钻HA 2*6mm（10颗）      | T29160   | 上海优科骨科器材有限公司                 |      |
| NW2173 | 自钻螺钉   | 自钻螺钉，1.5mm直径*3mm长      | 812071   | 美国 Bioplate, Inc             |      |
| NW2174 | 自钻螺钉   | 自钻螺钉，1.5mm直径*3mm长      | 812065   | 美国 Bioplate, Inc             |      |
| NW2175 | 自钻螺钉   | 自钻螺钉，1.5mm直径*4mm长      | 812066   | 美国 Bioplate, Inc             |      |
| NW2176 | 自钻螺钉   | 自钻螺钉，1.5mm直径*4mm长      | 812072   | 美国 Bioplate, Inc             |      |
| NW2177 | 自钻螺钉   | 自钻螺钉，1.5mm直径*4mm长      | 812079   | 美国 Bioplate, Inc             |      |
| NW2178 | 自钻螺钉   | 自钻螺钉，1.5mm直径*5mm长      | 812067   | 美国 Bioplate, Inc             |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                                         | 产品型号                                                          | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| NW2179 | 自钻螺钉                                  | 自钻螺钉，1.5mm直径*5mm长                                            | 812073                                                        | 美国 Bioplate, Inc                                                             |      |
| NW2180 | 自钻螺钉                                  | 自钻螺钉，1.9mm*5mm                                               | SCD30501                                                      | 美国 Bioplate, Inc                                                             |      |
| NW2181 | 自钻螺钉                                  | 自钻螺钉，1.9mm*5mm                                               | SCD30505                                                      | 美国 Bioplate, Inc                                                             |      |
| NW2185 | Fan Blade形 18毫米孔盖板                    | 钻孔钛板， 扇叶形， 直径18mm                                            | 015.262.18                                                    | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| NW2186 | 头皮夹                                   |                                                              | 003100                                                        | 中国台湾太平洋医材股份有限公司                                                              |      |
| NW2187 | 一次性磨头                                 |                                                              | PDS-2NMS-18\$PDS-2NMS-30\$PDS-2NES-18\$PDS-2NES-30\$PDS-      | 日本 株式会社中西                                                                    |      |
| Q00043 | 双极临时起搏导管                              | 4F，110cm长，电极间距1cm和2cm\$5F，110cm长，电极间距1cm和2cm\$6F，110cm长，电极间距 | Pacel 401765\$Pacel 401775\$Pacel 401766\$Pacel               | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                              |      |
| Q00046 | 经皮下电极传送鞘管系统                           |                                                              | 6207BTK\$6209BTK\$6211BTK\$6218BTK\$6210BTK\$6214BTK\$6212BTK | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q00097 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                                          | Sprint Quattro 6944                                           | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q00098 | Virtuoso VVIR型ICD心脏复律除颤器              | D164VWC                                                      | Virtuoso VR D164VWC                                           | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q00100 | SSIR型心脏起搏器（Microny II SR+ 2525T）      | SSIR型心脏起搏器                                                   | Microny II SR+ 2525T                                          | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00101 | SSIR型心脏起搏器（Zephyr XL SR 5626）         | SSIR型心脏起搏器                                                   | Zephyr XL SR 5626                                             | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                              | 产品规格            | 产品型号                 | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q00105 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)          | IsoFlex S 1642T | IsoFlex S 1642T      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00106 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)          | IsoFlex S 1646T | IsoFlex S 1646T      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00109 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)          | IsoFlex S 1642T | IsoFlex S 1642T      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00112 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)          | IsoFlex S 1646T | IsoFlex S 1646T      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00116 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)          | IsoFlex S 1642T | IsoFlex S 1642T      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00117 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)          | IsoFlex S 1646T | IsoFlex S 1646T      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00120 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)          | IsoFlex S 1642T | IsoFlex S 1642T      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00124 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)          | IsoFlex S 1642T | IsoFlex S 1642T      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00126 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)          | IsoFlex S 1646T | IsoFlex S 1646T      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00129 | SSIR型心脏起搏器 (Microny II SR+ 2525T) | SSIR型心脏起搏器      | Microny II SR+ 2525T | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00130 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)          | IsoFlex S 1642T | IsoFlex S 1642T      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00131 | SSIR型心脏起搏器 (Microny II SR+ 2525T) | SSIR型心脏起搏器      | Microny II SR+ 2525T | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                    | 产品规格                                                                                             | 产品型号                                                              | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q00132 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)                | IsoFlex S 1646T                                                                                  | IsoFlex S 1646T                                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00133 | SSIR型心脏起搏器 (Microny II SR+ 2525T)       | SSIR型心脏起搏器                                                                                       | Microny II SR+ 2525T                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00137 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)                | IsoFlex S 1642T                                                                                  | IsoFlex S 1642T                                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00139 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)                | IsoFlex S 1646T                                                                                  | IsoFlex S 1646T                                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00143 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)                | IsoFlex S 1642T                                                                                  | IsoFlex S 1642T                                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00145 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)                | IsoFlex S 1646T                                                                                  | IsoFlex S 1646T                                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00148 | 撕开鞘                                     | 405404\$405408\$405412\$405416\$405418\$405420\$405422\$405424\$405428\$405432\$405436\$405440\$ | 5F-0.038-14cm\$6F-0.038-14cm\$7F-0.038-14cm\$8F-0.038-            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00149 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)                | IsoFlex S 1642T                                                                                  | IsoFlex S 1642T                                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00150 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)                | IsoFlex S 1646T                                                                                  | IsoFlex S 1646T                                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00155 | 经皮下电极传送鞘管系统 (撕开鞘)                       | 内径: 7F\$内径: 8F\$内径: 9F\$内径: 10F\$内径: 11F\$内径: 12F\$内径: 14F                                       | 6207-S1\$6207-S5\$6207-D1\$6208-S1\$6208-S5\$6208-                | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q00156 | Safe Sheath 经皮下电极传送鞘管系统 (带止血阀和灌注口)      | 内径: 7F\$内径: 8F\$内径: 9F\$内径: 10F\$内径: 10.5F\$内径: 11F                                              | HLS2507MCN\$HLS2508MCN\$HLS2509MCN\$HLS2510MCN\$HLS25105MCN\$HLS2 | 美国 Thomas Medical Products Inc.                                              |      |
| Q00158 | Sprint™电极 (心内膜除颤电极) Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                                                                              | Sprint Quattro 6944                                               | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q00160 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                   | 4965                    | 4965                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00161 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00162 | Virtuoso DDDR型ICD心脏复律除颤器               | D164AWG                 | Virtuoso DR D164AWG     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00163 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00164 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00165 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00166 | Concerto C174AWK CRT-D                 | C174AWK                 | Concerto C174AWK        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00167 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00168 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00169 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00170 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00171 | Attain Bipolar OTW 4194                | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| Q00172 | Concerto C174AWK CRT-D                 | C174AWK             | Concerto C174AWK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00173 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00174 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00175 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00176 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00177 | Concerto C174AWK CRT-D                 | C174AWK             | Concerto C174AWK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00178 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00179 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                   | 4965                | 4965                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00180 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00181 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00183 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00185 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q00187 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00188 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00189 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00190 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                 | Concerto C174AWK        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00191 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00192 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00193 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00194 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00195 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00196 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                 | Concerto C174AWK        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00197 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00198 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                               | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q00199 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                        | Attain 6215                           | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q00200 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                                | Sprint Quattro 6944                   | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q00201 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                                            | Concerto C174AWK                      | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q00202 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                               | 4574                                  | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q00203 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                  | 4965                                               | 4965                                  | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q00204 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                   | Attain LDS 6216A                      | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q00205 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                        | Attain 6215                           | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q00307 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动          | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径： | Tendril ST 1888TC                     | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00314 | Durata 除颤电极导线双极主动                     | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径： | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00315 | Durata 除颤电极导线双极被动                     | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径： | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00318 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                                | Sprint Quattro 6944                   | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q00319 | Secura VVIR型ICD心脏复律除颤器                | Secura VR D234VRC                                  | Secura VR D234VRC                     | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                                      | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q00320 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                                       | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00321 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线            | 4574                                                      | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00322 | Secura DDDR型ICD心脏复律<br>除颤器            | Secura DR D234DRG                                         | Secura DR D234DRG   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00323 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                                       | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00324 | CapSure Epi 心外膜起搏器<br>导线              | 4965                                                      | 4965                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00325 | Secura DDDR型ICD心脏复律<br>除颤器            | Secura DR D234DRG                                         | Secura DR D234DRG   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00326 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                                       | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00327 | Virtuoso DDDR型ICD心脏复<br>律除颤器          | D164AWG                                                   | Virtuoso DR D164AWG | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00328 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长<br>度：69CM；外径：4.1F\$长度：<br>74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00329 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                                       | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00331 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长<br>度：69CM；外径：4.1F\$长度：<br>74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00332 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                                       | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                       | 产品规格                                                      | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q00333 | Concerto C174AWK CRT-D                     | C174AWK                                                   | Concerto C174AWK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00334 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                 | 4574                                                      | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00335 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                    | Attain Access 6218A                                       | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00336 | Attain CRT 静脉造影球囊                          | Attain 6215                                               | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00337 | SelectSecure 3830                          | 长度：59CM；外径：4.1F\$长<br>度：69CM；外径：4.1F\$长度：<br>74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00338 | SprintTM电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                                       | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00339 | Concerto C174AWK CRT-D                     | C174AWK                                                   | Concerto C174AWK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00340 | CapSure Epi 心外膜起搏器<br>导线                   | 4965                                                      | 4965                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00341 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                    | Attain Access 6218A                                       | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00342 | Attain CRT 静脉造影球囊                          | Attain 6215                                               | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00343 | SelectSecure 3830                          | 长度：59CM；外径：4.1F\$长<br>度：69CM；外径：4.1F\$长度：<br>74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00344 | SprintTM电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                                       | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q00345 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00346 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                                           | Concerto C174AWK        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00347 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00348 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00349 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00350 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00351 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00352 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                                           | Concerto C174AWK        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00353 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00354 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00355 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q00356 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业                          | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------|
| Q00357 | Concerto C174AWK CRT-D                 | C174AWK                                           | Concerto C174AWK    | 美国Medtronic Inc.              |      |
| Q00358 | CapSure Epi 心外膜起搏器<br>导线               | 4965                                              | 4965                | 美国Medtronic Inc.              |      |
| Q00359 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc.              |      |
| Q00360 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc.              |      |
| Q00361 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc.              |      |
| Q00362 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc.              |      |
| Q00363 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc.              |      |
| Q00364 | Secura DDDR型ICD心脏复律除颤器                 | Secura DR D234DRG                                 | Secura DR D234DRG   | 美国Medtronic Inc.              |      |
| Q00600 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc.              |      |
| Q00601 | Virtuoso DDDR型ICD心脏复律除颤器               | D164AWG                                           | Virtuoso DR D164AWG | 美国Medtronic Inc.              |      |
| Q00602 | CapSure Epi 心外膜起搏器<br>导线               | 4965                                              | 4965                | 美国Medtronic Inc.              |      |
| Q00699 | 双极心室电极（IsoFlex S 1646T）                | IsoFlex S 1646T                                   | IsoFlex S 1646T     | 瑞典St. Jude Medical Systems AB |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                        | 产品型号                  | 生产企业                                                                          | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q00701 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T       | 瑞典St. Jude Medical Systems AB                                                 |      |
| Q00705 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC     | 瑞典St. Jude Medical Systems AB                                                 |      |
| Q00708 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T       | 瑞典St. Jude Medical Systems AB                                                 |      |
| Q00710 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T       | 瑞典St. Jude Medical Systems AB                                                 |      |
| Q00714 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC     | 瑞典St. Jude Medical Systems AB                                                 |      |
| Q00716 | SSI型心脏起搏器                    | VERITY ADX XL SC 5056                                       | VERITY ADX XL SC 5056 | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00717 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T       | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00718 | SSI型心脏起搏器                    | VERITY ADX XL SC 5056                                       | VERITY ADX XL SC 5056 | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00719 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T       | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00720 | SSI型心脏起搏器                    | VERITY ADX XL SC 5056                                       | VERITY ADX XL SC 5056 | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00722 | SSI型心脏起搏器                    | VERITY ADX XL SC 5056                                       | VERITY ADX XL SC 5056 | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00723 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC     | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |



| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                        | 产品型号                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q00724 | SSI型心脏起搏器                    | VERITY ADX XL SC 5056                                       | VERITY ADX XL SC 5056 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00725 | SSIR型心脏起搏器                   | VERITY ADx XL SR 5156                                       | VERITY ADx XL SR 5156 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00726 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00727 | SSIR型心脏起搏器                   | VERITY ADx XL SR 5156                                       | VERITY ADx XL SR 5156 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00728 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00729 | SSIR型心脏起搏器                   | VERITY ADx XL SR 5156                                       | VERITY ADx XL SR 5156 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00731 | SSIR型心脏起搏器                   | VERITY ADx XL SR 5156                                       | VERITY ADx XL SR 5156 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00732 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00733 | SSIR型心脏起搏器                   | VERITY ADx XL SR 5156                                       | VERITY ADx XL SR 5156 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00735 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00737 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00739 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                        | 产品型号              | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q00741 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00742 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00745 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00747 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00748 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00751 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00753 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00754 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00758 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00761 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00764 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00765 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                        | 产品型号              | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q00768 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00770 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00771 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00774 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00776 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00777 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00781 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00784 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00787 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00788 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00791 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00793 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                               | 产品型号              | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q00794 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径： | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00797 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                    | IsoFlex S 1642T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00799 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                    | IsoFlex S 1642T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00800 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径： | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00804 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径： | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00807 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径： | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00810 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                    | IsoFlex S 1642T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00811 | 双极心室电极（IsoFlex S 1646T）      | IsoFlex S 1646T                                    | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00814 | 双极心室电极（IsoFlex S 1646T）      | IsoFlex S 1646T                                    | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00816 | 双极心室电极（IsoFlex S 1646T）      | IsoFlex S 1646T                                    | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00817 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径： | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00820 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                    | IsoFlex S 1642T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                        | 产品型号              | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q00822 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00823 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00827 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00830 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00833 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00834 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00836 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00837 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00839 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00842 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00843 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00844 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                        | 产品型号              | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q00847 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00849 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00851 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00853 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00855 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00857 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00861 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00864 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00867 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00869 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00870 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00872 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                               | 产品型号              | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q00873 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径： | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00875 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径： | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00878 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径： | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00879 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                    | IsoFlex S 1642T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00880 | 双极心室电极（IsoFlex S 1646T）      | IsoFlex S 1646T                                    | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00883 | 双极心室电极（IsoFlex S 1646T）      | IsoFlex S 1646T                                    | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00885 | 双极心室电极（IsoFlex S 1646T）      | IsoFlex S 1646T                                    | IsoFlex S 1646T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00887 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径： | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00889 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                    | IsoFlex S 1642T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00891 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                    | IsoFlex S 1642T   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00893 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径： | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00897 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径： | Tendril ST 1888TC | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                   | 产品型号                                  | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q00900 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00903 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00905 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00908 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00910 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00912 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00914 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00916 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00917 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00920 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00922 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00923 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |



| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                             | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q00925 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00926 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00929 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00931 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00932 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00934 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00936 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00939 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00940 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00942 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00943 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00945 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                   | 产品型号                                  | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q00948 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00949 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00951 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00952 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00954 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00957 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00958 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00960 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00961 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00963 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00966 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00967 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                             | 产品规格                                                   | 产品型号                     | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q00969 | Durata 除颤电极导线双极被动                | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00970 | SSIR型心脏起搏器                       | SSIR                                                   | Identity ADx SR 5180     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00976 | 双极心室电极（IsoFlex S 1646T）          | IsoFlex S 1646T                                        | IsoFlex S 1646T          | 瑞典St.Jude Medical Systems AB                                                |      |
| Q00979 | 双极心房电极（Tendril ST1882TC）         | Tendril ST1882TC                                       | Tendril ST1882TC         | 瑞典St.Jude Medical Systems AB                                                |      |
| Q00980 | 双极心室电极（IsoFlex S 1646T）          | IsoFlex S 1646T                                        | IsoFlex S 1646T          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00981 | SSIR型心脏起搏器                       | SSIR                                                   | Identity ADx SR 5180     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00982 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）          | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T          | 瑞典St.Jude Medical Systems AB                                                |      |
| Q00986 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动     | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC        | 瑞典St.Jude Medical Systems AB                                                |      |
| Q00988 | SSIR型心脏起搏器（Microny II SR+ 2525T） | SSIR型心脏起搏器                                             | Microny II SR+ 2525T     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00989 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动     | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00990 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）          | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q00991 | SSIR型心脏起搏器                       | SSIR                                                   | Identity ADx SR 5180     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                             | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q00993 | SSIR型心脏起搏器                   | SSIR                                                             | Identity ADx SR 5180                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00994 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00995 | SSIR型心脏起搏器                   | SSIR                                                             | Identity ADx SR 5180                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00997 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q00999 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01000 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01002 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01005 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01006 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01009 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01011 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01012 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                             | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01014 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01015 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01018 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01020 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01021 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01022 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01023 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01026 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01028 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01029 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01031 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01032 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                   | 产品型号                                  | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01035 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01037 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01038 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01040 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01041 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01044 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01046 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01047 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01049 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01050 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01053 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01055 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                                   | 产品型号                     | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01056 | Durata 除颤电极导线双极被动                      | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01083 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                                    | Sprint Quattro 6944      | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01084 | Maximo II VVIR型ICD心脏复律除颤器              | Maximo II VR D284VRC                                   | Maximo II VR D284VRC     | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01085 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                                    | Sprint Quattro 6944      | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01086 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                                                   | 4574                     | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01087 | Maximo II DDDR型ICD心脏复律除颤器              | Maximo II DR D284DRG                                   | Maximo II DR D284DRG     | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01088 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                                    | Sprint Quattro 6944      | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01089 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                   | 4965                                                   | 4965                     | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01090 | Maximo II DDDR型ICD心脏复律除颤器              | Maximo II DR D284DRG                                   | Maximo II DR D284DRG     | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01091 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                                    | Sprint Quattro 6944      | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01092 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F      | SelectSecure 3830        | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01093 | Maximo II DDDR型ICD心脏复律除颤器              | Maximo II DR D284DRG                                   | Maximo II DR D284DRG     | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| Q01094 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01095 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193     | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01096 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01097 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01098 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01099 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK   | Maximo II D284TRK   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01100 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01101 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193     | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01102 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01103 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01104 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01105 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK   | Maximo II D284TRK   | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q01106 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01107 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01108 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01109 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01110 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01111 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK       | Maximo II D284TRK       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01112 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01113 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01114 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01115 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01116 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01117 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK       | Maximo II D284TRK       | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q01118 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01119 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01120 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01121 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01122 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01123 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01124 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01125 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01126 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01127 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01128 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01129 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK   | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q01130 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01131 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01132 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01133 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01134 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01135 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01136 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01137 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01138 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01139 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01140 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01141 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK       | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| Q01142 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01143 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193     | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01144 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01145 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01146 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01147 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK    | Consulta D234TRK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01148 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01149 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193     | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01150 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01151 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01152 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01153 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK    | Consulta D234TRK    | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q01154 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01155 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01156 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01157 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01158 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01159 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK        | Consulta D234TRK        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01160 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01161 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01162 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01163 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01164 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01165 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK        | Consulta D234TRK        | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q01186 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01187 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01188 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01189 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01190 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01191 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01192 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01193 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01194 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01195 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01196 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01197 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK    | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q01202 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01203 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01204 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01205 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01206 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01207 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01208 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01209 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01210 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01211 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01212 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01213 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK        | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                     | 产品规格                  | 产品型号                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01225 | QuickFlex左心电极导线                          | QuickFlex $\mu$ 1258T | QuickFlex $\mu$ 1258T | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01237 | SprintTM电极 (心内膜除颤电极) Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944   | Sprint Quattro 6944   | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01238 | Concerto C174AWK CRT-D                   | C174AWK               | Concerto C174AWK      | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01239 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                   | 4574                  | 4574                  | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01240 | Attain CRT 左室导线递送系统                      | Attain Access 6218A   | Attain Access 6218A   | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01241 | Attain CRT 静脉造影球囊                        | Attain 6215           | Attain 6215           | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01243 | SprintTM电极 (心内膜除颤电极) Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944   | Sprint Quattro 6944   | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01244 | Concerto C174AWK CRT-D                   | C174AWK               | Concerto C174AWK      | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01245 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                   | 4574                  | 4574                  | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01246 | Attain CRT 左室导线递送系统                      | Attain LDS 6216A      | Attain LDS 6216A      | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01247 | Attain CRT 静脉造影球囊                        | Attain 6215           | Attain 6215           | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01249 | SprintTM电极 (心内膜除颤电极) Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944   | Sprint Quattro 6944   | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |



| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q01250 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                                           | Concerto C174AWK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01251 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01252 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01253 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01255 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01256 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01257 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01258 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01259 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01261 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01262 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01263 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q01264 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01265 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01267 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01268 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01269 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01270 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01271 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01273 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01274 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01275 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01276 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01277 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK   | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| Q01279 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01280 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01281 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01282 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01283 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK    | Consulta D234TRK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01285 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01286 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01287 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01288 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01289 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK    | Consulta D234TRK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01291 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q01292 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                                   | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01293 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                            | Attain 6215                           | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01294 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F      | SelectSecure 3830                     | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01295 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK                                       | Consulta D234TRK                      | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01297 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                                    | Sprint Quattro 6944                   | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01298 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                                    | Attain Access 6218A                   | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01299 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                            | Attain 6215                           | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01300 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F      | SelectSecure 3830                     | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01301 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK                                       | Consulta D234TRK                      | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q01386 | Durata 除颤电极导线双极被动                     | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01388 | Durata 除颤电极导线双极主动                     | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01391 | 双极心室电极（IsoFlex Optim 1948）            | 42cm\$52cm\$58cm                                       | IsoFlex Optim 1948                    | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01392 | SSIR型心脏起搏器（Microny II SR+ 2525T）      | SSIR型心脏起搏器                                             | Microny II SR+ 2525T                  | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                        | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01393 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)  | 42cm\$52cm\$58cm                                            | IsoFlex Optim 1948                    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01395 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)  | 42cm\$52cm\$58cm                                            | IsoFlex Optim 1948                    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01397 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)  | 42cm\$52cm\$58cm                                            | IsoFlex Optim 1948                    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01398 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01399 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01401 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01403 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                       | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01404 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                  | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01405 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01407 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01409 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                       | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01410 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                                                   | 产品型号                                  | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01412 | Durata 除颤电极导线双极主动          | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01414 | QuickFlex左心电极导线            | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01415 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）    | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01416 | Durata 除颤电极导线双极被动          | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01418 | Durata 除颤电极导线双极被动          | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01420 | QuickFlex左心电极导线            | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01421 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944） | 46cm\$52cm                                             | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01422 | Durata 除颤电极导线双极主动          | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01423 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944） | 46cm\$52cm                                             | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01424 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）    | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01426 | Durata 除颤电极导线双极被动          | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01428 | QuickFlex左心电极导线            | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                   | 产品型号                                  | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01429 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01431 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm                                             | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01432 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01433 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01434 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01436 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01438 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01439 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01440 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01442 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01443 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01445 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                   | 产品型号                                  | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01446 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01448 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01449 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm                                             | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01451 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01452 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm                                             | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01454 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01455 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01457 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01458 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm                                             | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01461 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01462 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01463 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm                                             | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |



| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                             | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01464 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01467 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01468 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                            | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01469 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01471 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01474 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01475 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                            | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01476 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01480 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01481 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                            | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01482 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                       | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01483 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                   | 产品型号                                  | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01486 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01487 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01489 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01490 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01492 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01495 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01496 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01497 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01498 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01500 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01501 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01503 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                             | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01505 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                       | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01506 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01508 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                       | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01509 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01510 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01512 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01513 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01515 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01517 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01518 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01520 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01522 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                             | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01523 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                       | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01525 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01526 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                       | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01527 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01529 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01530 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01532 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01533 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01535 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01536 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01538 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01540 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                             | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01541 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                       | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01543 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01544 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                       | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01546 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01548 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01549 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                            | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01550 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                       | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01552 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01554 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01555 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01557 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01559 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                             | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01560 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01562 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01563 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                            | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01565 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01567 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01568 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                            | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01570 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01571 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01574 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01575 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01576 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01579 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                   | 产品型号                                  | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01580 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01581 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm                                             | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01584 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01585 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01586 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm                                             | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01588 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01589 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01591 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01593 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01594 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01596 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01598 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                                                   | 产品型号                                  | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01599 | Durata 除颤电极导线双极主动          | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01601 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）    | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01602 | Durata 除颤电极导线双极被动          | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01605 | Durata 除颤电极导线双极被动          | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01606 | QuickFlex左心电极导线            | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01607 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944） | 46cm\$52cm                                             | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01609 | Durata 除颤电极导线双极主动          | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01610 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944） | 46cm\$52cm                                             | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01612 | Durata 除颤电极导线双极被动          | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01613 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944） | 46cm\$52cm                                             | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01615 | Durata 除颤电极导线双极主动          | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01617 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）    | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |



| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                   | 产品型号                                  | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01619 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01620 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01622 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01623 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01625 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01626 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01628 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01630 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01631 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01633 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01635 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01636 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                   | 产品型号                                  | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01638 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01640 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01641 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01643 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01644 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm                                             | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01646 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01647 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm                                             | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01649 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01650 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01652 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01653 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01655 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                        | 产品规格                                                             | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01657 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)    | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01658 | Durata 除颤电极导线双极主动           | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01660 | Durata 除颤电极导线双极主动           | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01662 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)    | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01663 | Durata 除颤电极导线双极被动           | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01665 | Durata 除颤电极导线双极被动           | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01667 | Durata 除颤电极导线双极主动           | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01668 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944) | 46cm\$52cm                                                       | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01670 | Durata 除颤电极导线双极被动           | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01671 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944) | 46cm\$52cm                                                       | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01673 | Durata 除颤电极导线双极被动           | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01674 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944) | 46cm\$52cm                                                       | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                   | 产品型号                                  | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01676 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01677 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01680 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01681 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01682 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm                                             | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01685 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01686 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01687 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01689 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01690 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01692 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01694 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                             | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01695 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                            | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01697 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01698 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01700 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01701 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                       | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01703 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01705 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01706 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                            | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01708 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01709 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                       | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01711 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01712 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                   | 产品型号                     | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01714 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01715 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01719 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01720 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm                                             | 1944                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01721 | 双极心室电极（IsoFlex Optim 1948）   | 42cm\$52cm\$58cm                                       | IsoFlex Optim 1948       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01723 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01724 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01725 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm                                             | 1944                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01727 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01730 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01731 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm                                             | 1944                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01732 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                             | 产品型号                     | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01735 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                            | QuickFlex $\mu$ 1258T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01736 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)  | 42cm\$52cm\$58cm                                                 | IsoFlex Optim 1948       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01737 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01739 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01740 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                            | QuickFlex $\mu$ 1258T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01742 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01744 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01745 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                            | QuickFlex $\mu$ 1258T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01748 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                       | 1944                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01749 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)  | 42cm\$52cm\$58cm                                                 | IsoFlex Optim 1948       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01751 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01752 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                       | 1944                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                        | 产品型号               | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01754 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                  | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01755 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)  | 42cm\$52cm\$58cm                                            | IsoFlex Optim 1948 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01757 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01758 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                  | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01759 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01761 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01763 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01764 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                  | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01765 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01766 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01769 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                  | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01770 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)  | 42cm\$52cm\$58cm                                            | IsoFlex Optim 1948 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |



| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                        | 产品型号                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01773 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                       | QuickFlex $\mu$ 1258T | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01776 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                       | QuickFlex $\mu$ 1258T | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01777 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                  | 1944                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01780 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                       | QuickFlex $\mu$ 1258T | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01781 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)  | 42cm\$52cm\$58cm                                            | IsoFlex Optim 1948    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01782 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01785 | QuickFlex左心电极导线              | QuickFlex $\mu$ 1258T                                       | QuickFlex $\mu$ 1258T | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01786 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01787 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01790 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                  | 1944                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01791 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)  | 42cm\$52cm\$58cm                                            | IsoFlex Optim 1948    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01793 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                        | 产品型号                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01794 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                  | 1944                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01795 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01797 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01798 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T       | 瑞典St.Jude Medical Systems AB                                                 |      |
| Q01800 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC     | 瑞典St.Jude Medical Systems AB                                                 |      |
| Q01803 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)  | 42cm\$52cm\$58cm                                            | IsoFlex Optim 1948    | 瑞典St.Jude Medical Systems AB                                                 |      |
| Q01805 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)  | 42cm\$52cm\$58cm                                            | IsoFlex Optim 1948    | 瑞典St.Jude Medical Systems AB                                                 |      |
| Q01806 | SSIR型心脏起搏器                   | SSIR                                                        | Identity ADx SR 5180  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01807 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)  | 42cm\$52cm\$58cm                                            | IsoFlex Optim 1948    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01808 | SSIR型心脏起搏器                   | VERITY ADx XL SR 5156                                       | VERITY ADx XL SR 5156 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01809 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)  | 42cm\$52cm\$58cm                                            | IsoFlex Optim 1948    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01810 | SSI型心脏起搏器                    | VERITY ADX XL SC 5056                                       | VERITY ADX XL SC 5056 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                        | 产品型号               | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01811 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)  | 42cm\$52cm\$58cm                                            | IsoFlex Optim 1948 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01813 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)  | 42cm\$52cm\$58cm                                            | IsoFlex Optim 1948 | 瑞典St.Jude Medical Systems AB                                                 |      |
| Q01815 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                  | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01816 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)  | 42cm\$52cm\$58cm                                            | IsoFlex Optim 1948 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01817 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01819 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                  | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01820 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01822 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                  | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01824 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                  | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01825 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)  | 42cm\$52cm\$58cm                                            | IsoFlex Optim 1948 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01827 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm                                                  | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01828 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)  | 42cm\$52cm\$58cm                                            | IsoFlex Optim 1948 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                               | 产品型号               | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01829 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径： | Tendril ST 1888TC  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01831 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm                                         | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01833 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm                                         | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01834 | 双极心室电极（IsoFlex Optim 1948）   | 42cm\$52cm\$58cm                                   | IsoFlex Optim 1948 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01835 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径： | Tendril ST 1888TC  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01837 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm                                         | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01838 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                    | IsoFlex S 1642T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01839 | 双极心室电极（IsoFlex S 1646T）      | IsoFlex S 1646T                                    | IsoFlex S 1646T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01841 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径： | Tendril ST 1888TC  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01843 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                    | IsoFlex S 1642T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01844 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径： | Tendril ST 1888TC  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01846 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）      | IsoFlex S 1642T                                    | IsoFlex S 1642T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                        | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01847 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01849 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01851 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01852 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01854 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01855 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                             | IsoFlex S 1646T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01857 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01859 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)     | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01860 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01862 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01863 | SSIR型心脏起搏器                   | SSIR                                                        | Identity ADx SR 5180                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q01864 | Durata 除颤电极导线双极主动            | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                   | 产品型号                     | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01866 | Durata 除颤电极导线双极被动            | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01868 | 双极心室电极（IsoFlex Optim 1948）   | 42cm\$52cm\$58cm                                       | IsoFlex Optim 1948       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01870 | 双极心室电极（IsoFlex S 1646T）      | IsoFlex S 1646T                                        | IsoFlex S 1646T          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01872 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm                                             | 1944                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01874 | 双极心室电极（IsoFlex S 1646T）      | IsoFlex S 1646T                                        | IsoFlex S 1646T          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01875 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01882 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm                                             | 1944                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01886 | 双极心室电极（IsoFlex Optim 1948）   | 42cm\$52cm\$58cm                                       | IsoFlex Optim 1948       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01888 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm                                             | 1944                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01889 | 双极心室电极（IsoFlex Optim 1948）   | 42cm\$52cm\$58cm                                       | IsoFlex Optim 1948       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01893 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm                                             | 1944                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01894 | 双极心室电极（IsoFlex Optim 1948）   | 42cm\$52cm\$58cm                                       | IsoFlex Optim 1948       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                                                   | 产品型号                                  | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q01899 | Durata 除颤电极导线双极被动          | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01903 | Durata 除颤电极导线双极被动          | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01906 | Durata 除颤电极导线双极主动          | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01908 | Durata 除颤电极导线双极主动          | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01910 | Durata 除颤电极导线双极主动          | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01915 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944） | 46cm\$52cm                                             | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01916 | 双极心室电极（IsoFlex Optim 1948） | 42cm\$52cm\$58cm                                       | IsoFlex Optim 1948                    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q01947 | CapSure Sense 起搏电极被动导线     | 4574                                                   | 4574                                  | 美国Medtronic Inc.                                                            |      |
| Q01948 | CapSure Sense 起搏电极被动导线     | 4074                                                   | 4074                                  | 美国Medtronic Inc.                                                            |      |
| Q01950 | CapSure Sense 起搏电极被动导线     | 4574                                                   | 4574                                  | 美国Medtronic Inc.                                                            |      |
| Q01953 | CapSure Sense 起搏电极被动导线     | 4074                                                   | 4074                                  | 美国Medtronic Inc.                                                            |      |
| Q01963 | CapSure Sense 起搏电极被动导线     | 4574                                                   | 4574                                  | 美国Medtronic Inc.                                                            |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号              | 生产企业                    | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------|
| Q01964 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q01966 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q01967 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q01969 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q01972 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q01974 | Crystalline 单极心室起搏器被动导线 | ICM09                                             | ICM09             | 荷兰Vitatron Holding B.V. |      |
| Q01976 | Crystalline 双极心室起搏器被动导线 | ICM09B                                            | ICM09B            | 荷兰Vitatron Holding B.V. |      |
| Q01978 | Crystalline 双极心房起搏器被动导线 | ICM09JB                                           | ICM09JB           | 荷兰Vitatron Holding B.V. |      |
| Q01986 | Crystalline 单极心室起搏器被动导线 | ICM09                                             | ICM09             | 荷兰Vitatron Holding B.V. |      |
| Q01988 | Crystalline 双极心室起搏器被动导线 | ICM09B                                            | ICM09B            | 荷兰Vitatron Holding B.V. |      |
| Q01990 | Crystalline 双极心房起搏器被动导线 | ICM09JB                                           | ICM09JB           | 荷兰Vitatron Holding B.V. |      |
| Q02013 | Crystalline 单极心室起搏器被动导线 | ICM09                                             | ICM09             | 荷兰Vitatron Holding B.V. |      |



| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业                    | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------|
| Q02015 | Crystalline 双极心室起搏器被动导线                | ICM09B                     | ICM09B                     | 荷兰Vitatron Holding B.V. |      |
| Q02017 | Crystalline 双极心房起搏器被动导线                | ICM09JB                    | ICM09JB                    | 荷兰Vitatron Holding B.V. |      |
| Q02031 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q02032 | Virtuoso DDDR型ICD心脏复律除颤器               | D164AWG                    | Virtuoso DR D164AWG        | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q02034 | Virtuoso DDDR型ICD心脏复律除颤器               | D164AWG                    | Virtuoso DR D164AWG        | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q02036 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q02037 | Virtuoso VVIR型ICD心脏复律除颤器               | D164VWC                    | Virtuoso VR D164VWC        | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q02038 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q02040 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                   | 4965                       | 4965                       | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q02041 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q02044 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q02045 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc.        |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02048 | Virtuoso DDDR型ICD心脏复律除颤器              | D164AWG                    | Virtuoso DR D164AWG        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02049 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02050 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02051 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02052 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02053 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02054 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02055 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02057 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02058 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02059 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02060 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02061 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02062 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02063 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02064 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02065 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02066 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02068 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02069 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02070 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02071 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02072 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02074 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                      | 产品规格                       | 产品型号                          | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|------|
| Q02075 | Concerto C174AWK CRT-D                    | C174AWK                    | Concerto C174AWK              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02076 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                | 4574                       | 4574                          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02077 | CapSure Epi 心外膜起搏器<br>导线                  | 4965                       | 4965                          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02078 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                   | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02079 | Attain CRT 静脉造影球囊                         | Attain 6215                | Attain 6215                   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02080 | Sprint 除颤电极导线                             | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro<br>Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02081 | Sprint™电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02082 | Concerto C174AWK CRT-D                    | C174AWK                    | Concerto C174AWK              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02083 | CapSure Epi 心外膜起搏器<br>导线                  | 4965                       | 4965                          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02084 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                   | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02085 | Attain CRT 静脉造影球囊                         | Attain 6215                | Attain 6215                   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02087 | Concerto C174AWK CRT-D                    | C174AWK                    | Concerto C174AWK              | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02088 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                                              | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02089 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02090 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02092 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02093 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                                              | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02094 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02095 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02096 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02097 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02098 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02100 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02101 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02103 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02104 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02105 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02106 | Concerto C174AWK CRT-D                 | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02107 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02108 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02110 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02111 | Concerto C174AWK CRT-D                 | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02112 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02113 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02114 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02115 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02116 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02117 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02118 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02119 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02121 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02122 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02123 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02124 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02125 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02126 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02128 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02129 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02130 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02131 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02132 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02133 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02134 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02135 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02136 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02137 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02139 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02140 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02141 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02142 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                       | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02143 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02144 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02145 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02146 | Concerto C174AWK CRT-D                 | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02147 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02148 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                   | 4965                       | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02149 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02150 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02151 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02152 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02153 | Concerto C174AWK CRT-D                 | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02154 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                   | 4965                       | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02155 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02156 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02158 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02159 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                       | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02160 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02161 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02163 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02164 | Secura VVIR型ICD心脏复律除颤器 | Secura VR D234VRC          | Secura VR D234VRC          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02165 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02166 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02167 | Secura DDDR型ICD心脏复律除颤器 | Secura DR D234DRG          | Secura DR D234DRG          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02168 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02169 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                   | 4965                                              | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02170 | Secura DDDR型ICD心脏复律除颤器                 | Secura DR D234DRG                                 | Secura DR D234DRG          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02171 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02172 | Secura DDDR型ICD心脏复律除颤器                 | Secura DR D234DRG                                 | Secura DR D234DRG          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02174 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02175 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02176 | Secura DDDR型ICD心脏复律除颤器                 | Secura DR D234DRG                                 | Secura DR D234DRG          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02178 | Virtuoso DDDR型ICD心脏复律除颤器               | D164AWG                                           | Virtuoso DR D164AWG        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02179 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02180 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02182 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02183 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02184 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02185 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                                           | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02186 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02187 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02188 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02189 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02190 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02191 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                                           | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02192 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02193 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02194 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02195 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02196 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                                           | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02197 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                                              | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02198 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02199 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02200 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02201 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02202 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02203 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                                           | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02204 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02205 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02206 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02207 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02208 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02209 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                                           | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02210 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02211 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02212 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02213 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02214 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                                           | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02215 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                                              | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02216 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02217 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02218 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02219 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                      | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02220 | SelectSecure 3830         | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02221 | Secura DDDR型ICD心脏复律除颤器    | Secura DR D234DRG                                 | Secura DR D234DRG          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02222 | Sprint 除颤电极导线             | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02223 | Virtuoso DDDR型ICD心脏复律除颤器  | D164AWG                                           | Virtuoso DR D164AWG        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02224 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线      | 4965                                              | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02225 | Sprint 除颤电极导线             | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02226 | Maximo II VVIR型ICD心脏复律除颤器 | Maximo II VR D284VRC                              | Maximo II VR D284VRC       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02227 | Sprint 除颤电极导线             | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02228 | CapSure Sense 起搏电极被动导线    | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02229 | Maximo II DDDR型ICD心脏复律除颤器 | Maximo II DR D284DRG                              | Maximo II DR D284DRG       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02230 | Sprint 除颤电极导线             | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02231 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线      | 4965                                              | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02232 | Maximo II DDDR型ICD心脏复律除颤器              | Maximo II DR D284DRG                              | Maximo II DR D284DRG       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02233 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02234 | Maximo II DDDR型ICD心脏复律除颤器              | Maximo II DR D284DRG                              | Maximo II DR D284DRG       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02236 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02237 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02238 | Maximo II DDDR型ICD心脏复律除颤器              | Maximo II DR D284DRG                              | Maximo II DR D284DRG       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02240 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02241 | Maximo II DDDR型ICD心脏复律除颤器              | Maximo II DR D284DRG                              | Maximo II DR D284DRG       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02242 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02243 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02244 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02245 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02246 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02247 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK          | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02248 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02249 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02250 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02251 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02252 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02253 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK          | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02254 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02255 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02256 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02257 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02258 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02259 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK          | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02260 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02261 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02262 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02263 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02264 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02265 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK          | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02266 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02267 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02268 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02269 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q02270 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02271 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK       | Maximo II D284TRK       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02273 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02274 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02275 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02276 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02277 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK       | Maximo II D284TRK       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02279 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02280 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02281 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02282 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02283 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK       | Maximo II D284TRK       | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02285 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02286 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02287 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02288 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02289 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK          | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02291 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02292 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02293 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02294 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK          | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02296 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02297 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02298 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02299 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02300 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK          | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02302 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02303 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02304 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02305 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02306 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK          | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02308 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02309 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02310 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02311 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02312 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK          | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02314 | Sprint 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02315 | Attain OTW 4193     | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02316 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02317 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02318 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02319 | Maximo II CRT-D     | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02320 | Sprint 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02321 | Attain OTW 4193     | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02322 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02323 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02324 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02325 | Maximo II CRT-D     | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02326 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02327 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02328 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02329 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02330 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02331 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02332 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02333 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02334 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02335 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02336 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02337 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02338 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02339 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02340 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02341 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02342 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02343 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK           | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02344 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02345 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02346 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02347 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02348 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02349 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK           | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02350 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02351 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02352 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02353 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02354 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02355 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK           | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02356 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02357 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02358 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02359 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02360 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02361 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK           | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02362 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02363 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02364 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02365 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02366 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02367 | Consulta CRT-D                         | Consulta D234TRK           | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02369 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02370 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02371 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02372 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02373 | Consulta CRT-D                         | Consulta D234TRK           | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02375 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q02376 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02377 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02378 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02379 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK        | Consulta D234TRK        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02381 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02382 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02383 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02384 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02385 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK        | Consulta D234TRK        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02387 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02388 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02389 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02390 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK           | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02392 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02393 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02394 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02395 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02396 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK           | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02398 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02399 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02400 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02401 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02402 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK           | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02404 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02405 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02406 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02407 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02408 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02410 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02411 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02412 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02413 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02414 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02415 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02416 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02417 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02418 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02419 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02420 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02421 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02422 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02423 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02424 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02425 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02426 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02427 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02428 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02429 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02430 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02431 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02432 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02433 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02434 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02435 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                                           | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02436 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02437 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02440 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02441 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02442 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                                           | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02443 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02444 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02447 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02448 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02449 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02450 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02452 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02453 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02454 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02455 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02458 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02459 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02460 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02461 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02462 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02464 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02465 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                                           | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02466 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02467 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02468 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02470 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02471 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02472 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02473 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02474 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                       | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02476 | Sprint 除颤电极导线                              | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02477 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02478 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02479 | Attain CRT 静脉造影球囊                          | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02480 | Maximo II CRT-D                            | Maximo II D284TRK          | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02482 | Sprint 除颤电极导线                              | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02483 | SprintTM电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02484 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02485 | Attain CRT 静脉造影球囊                          | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02486 | Maximo II CRT-D                            | Maximo II D284TRK          | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02489 | SprintTM电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02490 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02491 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02492 | Maximo II CRT-D     | Maximo II D284TRK          | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02495 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02496 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02497 | Maximo II CRT-D     | Maximo II D284TRK          | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02500 | Sprint 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02501 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02502 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02503 | Maximo II CRT-D     | Maximo II D284TRK          | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02506 | Sprint 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02507 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02508 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02509 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02510 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02512 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02513 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02514 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02515 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02516 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02518 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02519 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02520 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02521 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02522 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                       | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02524 | Sprint 除颤电极导线                              | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02525 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02526 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02527 | Attain CRT 静脉造影球囊                          | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02528 | Consulta CRT-D                             | Consulta D234TRK           | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02530 | Sprint 除颤电极导线                              | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02531 | SprintTM电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02532 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02533 | Attain CRT 静脉造影球囊                          | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02534 | Consulta CRT-D                             | Consulta D234TRK           | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02537 | SprintTM电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02538 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02539 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02540 | Consulta CRT-D      | Consulta D234TRK           | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02543 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02544 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02545 | Consulta CRT-D      | Consulta D234TRK           | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02548 | Sprint 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02549 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02550 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02551 | Consulta CRT-D      | Consulta D234TRK           | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02554 | Sprint 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02555 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02556 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02557 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02558 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02560 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02561 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02562 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02563 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02564 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02566 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02621 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02622 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02623 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02624 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q02625 | 导管切开刀                   | 6232ADJ                 | 6232ADJ                 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02628 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02629 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02630 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02631 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02632 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02634 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02635 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02636 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02637 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02638 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02640 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q02641 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02642 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                    | 4965                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02643 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02644 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02646 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02647 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02648 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02649 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02650 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02652 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02653 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02654 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q02655 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02656 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02658 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02659 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02660 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                                              | 4965                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02661 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02662 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02664 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02665 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02666 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02667 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02668 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q02670 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02671 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                                              | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02672 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02673 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02674 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02676 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02677 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02678 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02679 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02681 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02682 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                                              | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02683 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q02684 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02685 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02687 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02688 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                                              | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02689 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02690 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02691 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02693 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02694 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02695 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02696 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02698 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号              | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|
| Q02699 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02700 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02701 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02702 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02704 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02705 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02706 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02707 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02708 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02710 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02711 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02712 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215       | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q02713 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02715 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02716 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                                              | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02717 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02718 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02719 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02721 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02722 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                                              | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02723 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02724 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02725 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02727 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q02728 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02729 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02730 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02732 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02733 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4074                                              | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02734 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02735 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02738 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02739 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                                           | Concerto C174AWK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02740 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02741 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02742 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| Q02744 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02745 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4074                | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02746 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02747 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02750 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02751 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK             | Concerto C174AWK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02752 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02753 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02754 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02756 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02757 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02758 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q02759 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02762 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02763 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02764 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02765 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02768 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02769 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02770 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02773 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02774 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02775 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02776 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                      | 产品规格                                                      | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q02779 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                | 4074                                                      | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02780 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                   | Attain LDS 6216A                                          | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02781 | Attain CRT 静脉造影球囊                         | Attain 6215                                               | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02782 | SelectSecure 3830                         | 长度：59CM；外径：4.1F\$长<br>度：69CM；外径：4.1F\$长度：<br>74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02785 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                   | Attain LDS 6216A                                          | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02786 | Attain CRT 静脉造影球囊                         | Attain 6215                                               | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02787 | SelectSecure 3830                         | 长度：59CM；外径：4.1F\$长<br>度：69CM；外径：4.1F\$长度：<br>74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02790 | Sprint™电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                                       | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02791 | Concerto C174AWK CRT-D                    | C174AWK                                                   | Concerto C174AWK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02792 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                   | Attain LDS 6216A                                          | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02793 | Attain CRT 静脉造影球囊                         | Attain 6215                                               | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02794 | SelectSecure 3830                         | 长度：59CM；外径：4.1F\$长<br>度：69CM；外径：4.1F\$长度：<br>74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| Q02796 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02797 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02798 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02799 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02800 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK   | Maximo II D284TRK   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02802 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02803 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02804 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02805 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02806 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK   | Maximo II D284TRK   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02808 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02809 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q02810 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02811 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02812 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02814 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02815 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02816 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02817 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02818 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02820 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02821 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02822 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02823 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q02824 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02826 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02827 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02828 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02829 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02830 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02832 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02833 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02834 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02835 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02836 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02838 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q02839 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02840 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02841 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02842 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02844 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02845 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02846 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02847 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02850 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02851 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02852 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02853 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q02856 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02857 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02858 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02861 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02862 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02863 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02864 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02867 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02868 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02869 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02870 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02873 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| Q02874 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02875 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02878 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193     | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02879 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02880 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02881 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02884 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193     | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02885 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02886 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02887 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02890 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193     | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02891 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q02892 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02895 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02896 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02897 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02898 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02901 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02902 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02903 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02904 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02907 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02908 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02909 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02912 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02913 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02914 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02918 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                       | 4074                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02919 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02920 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02924 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02925 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02929 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02930 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02931 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02933 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| Q02935 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02936 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02937 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02941 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4074                | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02942 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02943 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02947 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02948 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02952 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02953 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK             | Concerto C174AWK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02954 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02955 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02958 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02959 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02960 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02961 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02962 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02964 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02965 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02966 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02968 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02970 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02971 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02972 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q02973 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02974 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02976 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                                           | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02977 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02978 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02979 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02980 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02982 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02983 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02984 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02985 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02986 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                       | 产品规格                       | 产品型号                          | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|------|
| Q02988 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                 | 4574                       | 4574                          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02989 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02990 | Attain CRT 静脉造影球囊                          | Attain 6215                | Attain 6215                   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02991 | Maximo II CRT-D                            | Maximo II D284TRK          | Maximo II D284TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02992 | Sprint 除颤电极导线                              | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro<br>Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02994 | SprintTM电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02995 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02996 | Attain CRT 静脉造影球囊                          | Attain 6215                | Attain 6215                   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q02997 | Maximo II CRT-D                            | Maximo II D284TRK          | Maximo II D284TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03000 | SprintTM电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03001 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03002 | Attain CRT 静脉造影球囊                          | Attain 6215                | Attain 6215                   | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q03003 | Maximo II CRT-D     | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03006 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03007 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03008 | Maximo II CRT-D     | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03010 | Sprint 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03012 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03013 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03014 | Maximo II CRT-D     | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03016 | Sprint 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03018 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03019 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03020 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q03021 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03022 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03024 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03025 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03026 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03027 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03028 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03030 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03031 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03032 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03033 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03034 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                                       | 产品规格                       | 产品型号                          | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------|------|
| Q03036 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                 | 4574                       | 4574                          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03037 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03038 | Attain CRT 静脉造影球囊                          | Attain 6215                | Attain 6215                   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03039 | Consulta CRT-D                             | Consulta D234TRK           | Consulta D234TRK              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03040 | Sprint 除颤电极导线                              | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro<br>Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03042 | SprintTM电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03043 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03044 | Attain CRT 静脉造影球囊                          | Attain 6215                | Attain 6215                   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03045 | Consulta CRT-D                             | Consulta D234TRK           | Consulta D234TRK              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03048 | SprintTM电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03049 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03050 | Attain CRT 静脉造影球囊                          | Attain 6215                | Attain 6215                   | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q03051 | Consulta CRT-D      | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03054 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03055 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03056 | Consulta CRT-D      | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03058 | Sprint 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03060 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03061 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03062 | Consulta CRT-D      | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03064 | Sprint 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03066 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03067 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03068 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q03069 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03070 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03072 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03073 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03074 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03075 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03076 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03078 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03079 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03080 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03081 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03082 | 导管切开刀                  | 6232ADJ                                           | 6232ADJ                    | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q03085 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03086 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03087 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03088 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03089 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03091 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03092 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03093 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03094 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03095 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03097 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03098 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q03099 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                    | 4965                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03100 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03101 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03103 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03104 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03105 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03106 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03107 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03109 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03110 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03111 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03112 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q03113 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03115 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03116 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03117 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                                              | 4965                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03118 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03119 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03121 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03122 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03123 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03124 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03125 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03127 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q03128 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                                              | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03129 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03130 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03131 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03133 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03134 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03135 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03136 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03138 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03139 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                                              | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03140 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03141 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q03142 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03144 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03145 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                                              | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03146 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03147 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03148 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03150 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03151 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03152 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03153 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03155 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03156 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                                              | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号              | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|
| Q03157 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03158 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03159 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03161 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03162 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03163 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03164 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03165 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03167 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03168 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03169 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03170 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q03172 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03173 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                                              | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03174 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03175 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03176 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03178 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03179 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                                              | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03180 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03181 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03182 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03184 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03185 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q03186 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03187 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03189 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03190 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03191 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03192 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03195 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03196 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03197 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03198 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03201 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03202 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q03203 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03204 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03207 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03208 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03209 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03210 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03213 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03214 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03215 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03218 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03219 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03220 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q03221 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03224 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03225 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03226 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03227 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03230 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03231 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03232 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03235 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03236 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03237 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03238 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q03241 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03242 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03243 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03244 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03247 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03248 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03249 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03252 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03253 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03254 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03255 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03258 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q03259 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03260 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03261 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03264 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03265 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03266 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03269 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03270 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03271 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03272 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03275 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03276 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q03277 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03278 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03281 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03282 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03283 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03286 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03287 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03288 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03289 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03292 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03293 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03294 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q03295 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03298 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03299 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03300 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03303 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03304 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03305 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03309 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03310 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03311 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03315 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03316 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| Q03320 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03321 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03322 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03326 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03327 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03328 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03332 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03333 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03337 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03338 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03339 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03340 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| Q03342 | 导管切开刀                  | 6232ADJ             | 6232ADJ             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03344 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03345 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03346 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03347 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03350 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03351 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03352 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03353 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03356 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03357 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03358 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q03359 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03362 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03363 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03364 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03365 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03368 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03369 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03370 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03373 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03374 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03375 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03376 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q03379 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03380 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03381 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03382 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03385 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03386 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03387 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03390 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03391 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03392 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03396 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03397 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| Q03398 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03402 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03403 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03407 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03408 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03409 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03413 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03414 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03415 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03419 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03420 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03424 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| Q03425 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03426 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03427 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03429 | 导管切开刀                  | 6232ADJ             | 6232ADJ             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03431 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03432 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03433 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03434 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03437 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03438 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03439 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03440 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q03443 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03444 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03445 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03446 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03449 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03450 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03451 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03452 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03455 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03456 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03457 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03460 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q03461 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03462 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03463 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03466 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03467 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03468 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03469 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03472 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03473 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03474 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03477 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03478 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| Q03479 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03483 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03484 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03485 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03489 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03490 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03494 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03495 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03496 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03500 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03501 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03502 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                     | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03506 | Attain CRT 左室导线递送系统      | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03507 | Attain CRT 静脉造影球囊        | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03574 | Virtuoso DDDR型ICD心脏复律除颤器 | D164AWG                      | Virtuoso DR D164AWG          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03576 | Sprint ICD 除颤电极导线        | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03577 | Virtuoso VVIR型ICD心脏复律除颤器 | D164VWC                      | Virtuoso VR D164VWC          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03578 | Sprint ICD 除颤电极导线        | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03580 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线     | 4965                         | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03581 | Sprint ICD 除颤电极导线        | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03584 | Sprint ICD 除颤电极导线        | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03585 | Virtuoso DDDR型ICD心脏复律除颤器 | D164AWG                      | Virtuoso DR D164AWG          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03586 | CapSure Sense 起搏电极被动导线   | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03587 | Sprint ICD 除颤电极导线        | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                         | 产品型号                            | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| Q03588 | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193                 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03589 | Concerto C174AWK CRT-D     | C174AWK                      | Concerto C174AWK                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03590 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线 | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03591 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03592 | Attain CRT 静脉造影球囊          | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03593 | Sprint ICD 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro<br>Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03594 | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193                 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03595 | Concerto C174AWK CRT-D     | C174AWK                      | Concerto C174AWK                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03596 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03597 | Attain CRT 静脉造影球囊          | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03599 | Sprint ICD 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro<br>Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03600 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW<br>4194      | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03601 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03602 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03603 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03605 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03606 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03607 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03608 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                         | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03609 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03610 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03611 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03612 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03613 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                         | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03614 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03615 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03617 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03618 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                                              | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03619 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03620 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03621 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03622 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03623 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03625 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03626 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03628 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03629 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03630 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03631 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03632 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03633 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03634 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03635 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03636 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03637 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03638 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03640 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03641 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03642 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03643 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03644 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03645 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03646 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03647 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03648 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03649 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03650 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03652 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03653 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03654 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03655 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                         | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03656 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03657 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03658 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03659 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03660 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03661 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                         | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03662 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03663 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03664 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03665 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03666 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                         | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03667 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03668 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03670 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03671 | Secura VVIR型ICD心脏复律除颤器 | Secura VR D234VRC            | Secura VR D234VRC            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03672 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03673 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03674 | Secura DDDR型ICD心脏复律除颤器 | Secura DR D234DRG            | Secura DR D234DRG            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03675 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03676 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                         | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03677 | Secura DDDR型ICD心脏复律除颤器 | Secura DR D234DRG            | Secura DR D234DRG            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03678 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03679 | Secura DDDR型ICD心脏复律除颤器 | Secura DR D234DRG            | Secura DR D234DRG            | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                     | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03681 | Sprint ICD 除颤电极导线        | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03682 | Virtuoso DDDR型ICD心脏复律除颤器 | D164AWG                                           | Virtuoso DR D164AWG          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03683 | SelectSecure 3830        | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03684 | Sprint ICD 除颤电极导线        | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03686 | SelectSecure 3830        | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03687 | Sprint ICD 除颤电极导线        | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03688 | Attain OTW 4193          | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03689 | Concerto C174AWK CRT-D   | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03690 | Attain CRT 左室导线递送系统      | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03691 | Attain CRT 静脉造影球囊        | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03692 | SelectSecure 3830        | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03693 | Sprint ICD 除颤电极导线        | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03694 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03695 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03696 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03697 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03698 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03699 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03700 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03701 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                                              | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03702 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03703 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03704 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03705 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03706 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03707 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03708 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03709 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03710 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03711 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03712 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03713 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03714 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03715 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03716 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03717 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                     | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03718 | Concerto C174AWK CRT-D   | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03719 | CapSure Epi 心外膜起搏器<br>导线 | 4965                                              | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03720 | Attain CRT 左室导线递送系统      | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03721 | Attain CRT 静脉造影球囊        | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03722 | SelectSecure 3830        | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03723 | Sprint ICD 除颤电极导线        | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03724 | SelectSecure 3830        | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03725 | Secura DDDR型ICD心脏复律除颤器   | Secura DR D234DRG                                 | Secura DR D234DRG            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03726 | Sprint ICD 除颤电极导线        | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03727 | Virtuoso DDDR型ICD心脏复律除颤器 | D164AWG                                           | Virtuoso DR D164AWG          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03728 | CapSure Epi 心外膜起搏器<br>导线 | 4965                                              | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03729 | Sprint ICD 除颤电极导线        | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                      | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03730 | Maximo II VVIR型ICD心脏复律除颤器 | Maximo II VR D284VRC                              | Maximo II VR D284VRC         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03731 | Sprint ICD 除颤电极导线         | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03732 | CapSure Sense 起搏电极被动导线    | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03733 | Maximo II DDDR型ICD心脏复律除颤器 | Maximo II DR D284DRG                              | Maximo II DR D284DRG         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03734 | Sprint ICD 除颤电极导线         | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03735 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线      | 4965                                              | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03736 | Maximo II DDDR型ICD心脏复律除颤器 | Maximo II DR D284DRG                              | Maximo II DR D284DRG         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03737 | Sprint ICD 除颤电极导线         | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03738 | Maximo II DDDR型ICD心脏复律除颤器 | Maximo II DR D284DRG                              | Maximo II DR D284DRG         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03740 | Sprint ICD 除颤电极导线         | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03741 | SelectSecure 3830         | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03742 | Maximo II DDDR型ICD心脏复律除颤器 | Maximo II DR D284DRG                              | Maximo II DR D284DRG         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03743 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03744 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03745 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03746 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03747 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03748 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK            | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03749 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03750 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03751 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03752 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03753 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03754 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK            | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03755 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03756 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03757 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03758 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03759 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03760 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK            | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03761 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03762 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03763 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03764 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03765 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03766 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK            | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03767 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03768 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03769 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03770 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03771 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK            | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03773 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03774 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03775 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03776 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03777 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK            | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03779 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03780 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03781 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03782 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03783 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK            | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03785 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03786 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03787 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03788 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03789 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK            | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03791 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03792 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03793 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03794 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03795 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03796 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03797 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03798 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03799 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03800 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03801 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03802 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03803 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03804 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03805 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03806 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03807 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03808 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03809 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03810 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03811 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03812 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03813 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03814 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03815 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03816 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03817 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03818 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03819 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03820 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK             | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03821 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03822 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03823 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03824 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03825 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03826 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK             | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03827 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03828 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03829 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03830 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03831 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03832 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK             | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03833 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03834 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03835 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03836 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03837 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03838 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK             | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03839 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03840 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03841 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03842 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03843 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK             | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03845 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03846 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03847 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03848 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03849 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK             | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03851 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03852 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03853 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03854 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03855 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK             | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03857 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03858 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03859 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03860 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03861 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03863 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03864 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03865 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03866 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03867 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03868 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03869 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03870 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03871 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03872 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03873 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03874 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03875 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03876 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03877 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03878 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03879 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03880 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03881 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03882 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03883 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03884 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03885 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03886 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03887 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03888 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03889 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03890 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03893 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03894 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03895 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03896 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03897 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03899 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03900 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03901 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03902 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03905 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03906 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03907 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03908 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03909 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03911 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03912 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03913 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03914 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03915 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03917 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03918 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03919 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03920 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03921 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03923 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03924 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03925 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03926 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03927 | Maximo II CRT-D     | Maximo II D284TRK            | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03929 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03930 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03931 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03932 | Maximo II CRT-D     | Maximo II D284TRK            | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03935 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03936 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03937 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03938 | Maximo II CRT-D     | Maximo II D284TRK            | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03941 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03942 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03943 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03944 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03945 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03947 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03948 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03949 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03950 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03951 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03953 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03954 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03955 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03956 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03957 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03959 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03960 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03961 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03962 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03963 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK             | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03965 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03966 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03967 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03968 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK             | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03971 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03972 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03973 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03974 | Consulta CRT-D      | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03977 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03978 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03979 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03980 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03981 | Consulta CRT-D      | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03983 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03984 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03985 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03986 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03987 | Consulta CRT-D      | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03989 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q03990 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03991 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03992 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03995 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03996 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03997 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03998 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q03999 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04001 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04002 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04003 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04004 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q04007 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04008 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04009 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04010 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04011 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04013 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04014 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04015 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04016 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04017 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04019 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04020 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q04021 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04022 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04023 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK            | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04025 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04026 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04027 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04028 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04029 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK            | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04031 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04032 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04033 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04034 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK            | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q04037 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04038 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04039 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04040 | Maximo II CRT-D     | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04043 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04044 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04045 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04046 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04047 | Maximo II CRT-D     | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04049 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04050 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04051 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q04052 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04053 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04055 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04056 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04057 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04058 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04059 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04061 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04062 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04063 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04064 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04065 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q04067 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04068 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04069 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04070 | Consulta CRT-D      | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04073 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04074 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04075 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04076 | Consulta CRT-D      | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04079 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04080 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04081 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04082 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q04083 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04085 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04086 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04087 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04088 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04089 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04091 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04092 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04093 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04094 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04095 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04096 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04098 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04099 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04100 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04102 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04104 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04105 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04106 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04107 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04110 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04111 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04115 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04116 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号              | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|
| Q04118 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04119 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04121 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04124 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04126 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04129 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04137 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04138 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04142 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04143 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04145 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04146 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号              | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|
| Q04148 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04151 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04153 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04156 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04164 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04165 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04169 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04170 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04172 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04173 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04175 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04178 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号              | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|
| Q04180 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04183 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04191 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04192 | Sensia SSI型心脏起搏器       | SES01                                             | SES01             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04193 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04194 | Sensia SSI型心脏起搏器       | SES01                                             | SES01             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04195 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                                              | 4965              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04196 | Sensia SSI型心脏起搏器       | SES01                                             | SES01             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04197 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04198 | Sensia SSI型心脏起搏器       | SES01                                             | SES01             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04200 | Sensia SSI型心脏起搏器       | SES01                                             | SES01             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04201 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号              | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|
| Q04202 | Sensia SSIR型心脏起搏器      | SESR01                                            | SESR01            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04203 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04204 | Sensia SSIR型心脏起搏器      | SESR01                                            | SESR01            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04205 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                                              | 4965              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04206 | Sensia SSIR型心脏起搏器      | SESR01                                            | SESR01            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04207 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04208 | Sensia SSIR型心脏起搏器      | SESR01                                            | SESR01            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04210 | Sensia SSIR型心脏起搏器      | SESR01                                            | SESR01            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04211 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04212 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04216 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04218 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04219 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04221 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                                              | 4074                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04222 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04225 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04229 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04232 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                                              | 4074                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04238 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04240 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04241 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04242 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04243 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04245 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q04246 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04247 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04248 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04249 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04250 | 导管切开刀                                  | 6230UNI                 | 6230UNI                 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04252 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04253 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04254 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04255 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04256 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04258 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04259 | Attain Bipolar OTW 4194                | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q04260 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04261 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04262 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04264 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04265 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04266 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04267 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04268 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04270 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04271 | Attain Bipolar OTW 4194                | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04272 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04273 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| Q04274 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04276 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04277 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04278 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                  | 4965                | 4965                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04279 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04280 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04282 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04283 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04284 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                  | 4965                | 4965                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04285 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04286 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04288 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q04289 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04290 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04291 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04292 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04294 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04295 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04296 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04297 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A     | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04298 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04300 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04301 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04302 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q04303 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04304 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04306 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04307 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04308 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04309 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04310 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04312 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04313 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04314 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04315 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04316 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q04318 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04319 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04320 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04321 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04322 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04324 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04325 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04326 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04327 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A        | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04328 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04330 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04331 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| Q04332 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04333 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04334 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04336 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04337 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04338 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                  | 4965                | 4965                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04339 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04340 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04342 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04343 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04344 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                  | 4965                | 4965                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04345 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q04346 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04348 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04349 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04350 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04351 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04352 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04354 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04355 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04356 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04357 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04358 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04360 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q04361 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04362 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04363 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04364 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04366 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04367 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04368 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04369 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04370 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04372 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04373 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04374 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q04375 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04376 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04378 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04379 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04380 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04381 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04382 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04384 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04385 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04386 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04387 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04388 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q04390 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04391 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04392 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04393 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04394 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04396 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04397 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04398 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04399 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04400 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04402 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04403 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q04404 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04405 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04406 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04408 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04409 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04410 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04411 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04412 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04414 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04415 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04416 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04417 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q04418 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04420 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04421 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04422 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                   | 4965                                              | 4965                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04423 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04424 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04426 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04427 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04428 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                   | 4965                                              | 4965                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04429 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04430 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04432 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| Q04433 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04434 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04435 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04438 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04439 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04440 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04441 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04444 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04445 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04446 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04447 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04450 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| Q04451 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04452 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04453 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04456 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04457 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04458 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04459 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04462 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04463 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04464 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04465 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04468 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q04469 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04470 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04471 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04474 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04475 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04476 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04477 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04480 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04481 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04482 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04483 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04486 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q04487 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04488 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04489 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04492 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04493 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04494 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04495 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04498 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04499 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04500 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04501 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04538 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04539 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04540 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04541 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04542 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04544 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04546 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04547 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04548 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04549 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04551 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04552 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04553 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04554 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04555 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04557 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04558 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04559 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04560 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04561 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04563 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04564 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04565 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04566 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04567 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04569 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04570 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04571 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04572 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04573 | 导管切开刀                   | 6230UNI                    | 6230UNI                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04574 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04576 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04577 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                       | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04578 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04579 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04580 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04582 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04583 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                       | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04584 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04585 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04586 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04588 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04589 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04590 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04592 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04594 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04595 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04596 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04598 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04600 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04601 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04602 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04603 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04606 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04607 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04608 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04609 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04612 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04613 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04614 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04616 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04618 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04619 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04620 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04622 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04624 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04625 | Attain Bipolar OTW 4194                | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04626 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04627 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04630 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04631 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04632 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04633 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04636 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                       | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04637 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04638 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04640 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04642 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04643 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04644 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04645 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04646 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04648 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04649 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04650 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04651 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04652 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04654 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04655 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04656 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04657 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04658 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04660 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04661 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                       | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04662 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04663 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04664 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04666 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04667 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04668 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04669 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04670 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04672 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04673 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04674 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04675 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04676 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04678 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04679 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04680 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04681 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04682 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04684 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04685 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04686 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04687 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04688 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04690 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04691 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                       | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04692 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04693 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04694 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04696 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04697 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                       | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04698 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04699 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04700 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04702 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04703 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04704 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04706 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04708 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04709 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04710 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04712 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04714 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04715 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04716 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04717 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04720 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04721 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04722 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04723 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04726 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04727 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04728 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04730 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04732 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04733 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04734 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04736 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04738 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04739 | Attain Bipolar OTW 4194                | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04740 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04741 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04744 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04745 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04746 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04747 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04750 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04751 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04752 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04753 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04754 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04756 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04757 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04758 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04759 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04760 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04762 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04763 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04764 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04765 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04766 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04768 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04769 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04770 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04771 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04772 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04774 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04775 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04776 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04777 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04778 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04780 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04781 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04782 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04783 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04784 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04786 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04787 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04788 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04789 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04790 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04792 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04793 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04794 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04795 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04796 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04798 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04799 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04800 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04801 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04802 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04804 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04805 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04806 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04807 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04808 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04810 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04811 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04812 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04813 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04814 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04816 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04817 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04818 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04819 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04820 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04822 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04823 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04824 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04826 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04828 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04829 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04830 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04832 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04834 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04835 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04838 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04840 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04841 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04842 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04846 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04847 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04850 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04852 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04853 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04854 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04858 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04859 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04860 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04862 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04864 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04865 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04866 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04868 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04870 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04871 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04872 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04874 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04876 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04877 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04880 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04882 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04883 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04884 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04888 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04889 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04892 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04894 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04895 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04896 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04900 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04901 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q04902 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04904 | Sprint 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04906 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04907 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04908 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04910 | Sprint 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04912 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04913 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04914 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04916 | Sprint 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04918 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04919 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业                    | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------|
| Q04920 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q04922 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q04924 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q04925 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q04926 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q04928 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q04930 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q04931 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q04932 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q04934 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc.        |      |
| Q04987 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 荷兰Vitatron Holding B.V. |      |
| Q04993 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc.        |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| Q04994 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04995 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04996 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q04999 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05000 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05001 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05002 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05005 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05006 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05007 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05008 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05011 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------|
| Q05012 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05013 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05014 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05017 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05018 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05019 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05020 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05023 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05024 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05025 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A    | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05026 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05029 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q05030 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05031 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05032 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05035 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05036 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05037 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05038 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05041 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05042 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05043 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05044 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05047 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q05048 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05049 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05050 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05053 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05054 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05055 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05056 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05059 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05060 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05061 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05062 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05065 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q05066 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05067 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05068 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05071 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05072 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05073 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05074 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05077 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05078 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05080 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05083 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05084 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q05085 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05089 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05090 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05092 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05095 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05096 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05097 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05101 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05102 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05103 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05104 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05107 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q05108 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05109 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05110 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05113 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05114 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05115 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05116 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05119 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05120 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05122 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05125 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05126 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q05127 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05131 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05132 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05134 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05137 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05138 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05139 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05143 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05144 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05145 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05146 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05149 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q05150 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05151 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05152 | Sprint 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05155 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05156 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05157 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05158 | Sprint 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05161 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05162 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05163 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05164 | Sprint 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05167 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05168 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05169 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05170 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05173 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05174 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05175 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05176 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05179 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05180 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05181 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05182 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05183 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05185 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05187 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05188 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05189 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05190 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05192 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05193 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05194 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05195 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05196 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05198 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05199 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05200 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05201 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05202 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05204 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05205 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05206 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05207 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05208 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05210 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05211 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05212 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05213 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05214 | 导管切开刀                  | 6230UNI                      | 6230UNI                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05215 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05217 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05218 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                         | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05219 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05220 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05221 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05223 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05224 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                         | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05225 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05226 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05227 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05229 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05230 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05231 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05233 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05235 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05236 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05237 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05239 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05241 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05242 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05243 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05245 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05247 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05248 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05249 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05251 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05253 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                         | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05254 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05255 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05257 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05259 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05260 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05261 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05262 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05263 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05265 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05266 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05267 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05268 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05269 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05271 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05272 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05273 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05274 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05275 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05277 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05278 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                         | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05279 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05280 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05281 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05283 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05284 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05285 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05286 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05287 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05289 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05290 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05291 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05292 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05293 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05295 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05296 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05297 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05298 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05299 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05301 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05302 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05303 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05304 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05305 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05307 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05308 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                         | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05309 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05310 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05311 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05313 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05314 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                         | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05315 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05316 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05317 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05319 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05320 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05321 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05323 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05325 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05326 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05327 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05329 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05331 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05332 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05333 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05335 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05337 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05338 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05339 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05341 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05343 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05344 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05345 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05346 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05347 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05349 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05350 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05351 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05352 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05353 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05355 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05356 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05357 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05358 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05359 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05361 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05362 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05363 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05364 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05365 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05367 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05368 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05369 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05370 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05371 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05373 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05374 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05375 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05376 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05377 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05379 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05380 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05381 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05382 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05383 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05385 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05386 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05387 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05388 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05389 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05391 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05392 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05393 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05394 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05395 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05397 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05398 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05399 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05400 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05401 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05403 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05404 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05405 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05406 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05407 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05409 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05410 | Attain CRT 左室导线递送系统     | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05411 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05412 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05413 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05415 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05416 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05417 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05419 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05421 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05422 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05423 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05425 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05427 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05428 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05431 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05433 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05434 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05437 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05439 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05440 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05441 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05443 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05445 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05446 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05447 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05449 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05451 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05452 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05453 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05455 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05457 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05458 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05461 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05463 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05464 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05467 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05469 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05470 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05471 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05473 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05475 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05476 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05477 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05479 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05481 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05482 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05483 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05485 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05487 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05488 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05489 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05491 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05493 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05494 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05495 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05497 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05499 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05500 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05501 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05503 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05505 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05506 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05507 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05509 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05511 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05512 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05513 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05515 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05517 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05518 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05521 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05523 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05524 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05527 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05529 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05530 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05531 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05533 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05535 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05536 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05537 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05539 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05541 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05542 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05543 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05545 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05547 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05548 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05551 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05553 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05554 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05557 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05559 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05560 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05561 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05563 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05565 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05566 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05567 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05569 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05571 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain Access 6218A                               | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05572 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05573 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05575 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05577 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05578 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05579 | SelectSecure 3830   | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05581 | Sprint ICD 除颤电极导线   | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05583 | Attain CRT 左室导线递送系统 | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05584 | Attain CRT 静脉造影球囊   | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05585 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05587 | Sprint ICD 除颤电极导线                      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05589 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain LDS 6216A                                  | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05590 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05591 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05593 | Sprint ICD 除颤电极导线                      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05615 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05617 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05619 | Sprint ICD 除颤电极导线                      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05621 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05622 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05624 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05625 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05627 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05628 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                   | 4965                                              | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05630 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05634 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05636 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05637 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05639 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05640 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05642 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                   | 4965                                              | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05643 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05646 | Sprint ICD 除颤电极导线                      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q05648 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05649 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05651 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05652 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05654 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                                              | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05655 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05672 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05673 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05680 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05681 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05683 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05684 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号              | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|
| Q05689 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05692 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05697 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05700 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05708 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05709 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05713 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05714 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05716 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05717 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05719 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05722 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q05724 | CapSure Sense 起搏电极被动导线     | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q05727 | CapSure Sense 起搏电极被动导线     | 4074                                              | 4074                       | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q05735 | CapSure Sense 起搏电极被动导线     | 4074                                              | 4074                       | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q05737 | CapSure Sense 起搏电极被动导线     | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q05739 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线       | 4965                                              | 4965                       | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q05741 | SelectSecure 3830          | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q05745 | CapSure Sense 起搏电极被动导线     | 4074                                              | 4074                       | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q05747 | CapSure Sense 起搏电极被动导线     | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q05749 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线       | 4965                                              | 4965                       | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q05751 | SelectSecure 3830          | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q05757 | Verity ADx XL DR 5357M / S | Verity ADx XL DR 5357M / S                        | Verity ADx XL DR 5357M / S | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q05761 | EA1 SSI型心脏起搏器              | E10A1                                             | E10A1                      | 美国 Vitatron Holding B.V.                                                     |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业                     | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------|
| Q05762 | Crystalline 单极心室起搏器被动导线                | ICM09               | ICM09               | 美国 Vitatron Holding B.V. |      |
| Q05764 | Crystalline 双极心室起搏器被动导线                | ICM09B              | ICM09B              | 美国 Vitatron Holding B.V. |      |
| Q05766 | Crystalline 双极心房起搏器被动导线                | ICM09JB             | ICM09JB             | 美国 Vitatron Holding B.V. |      |
| Q05840 | Crystalline 单极心室起搏器被动导线                | ICM09               | ICM09               | 荷兰Vitatron Holding B.V.  |      |
| Q05842 | Crystalline 双极心室起搏器被动导线                | ICM09B              | ICM09B              | 荷兰Vitatron Holding B.V.  |      |
| Q05844 | Crystalline 双极心房起搏器被动导线                | ICM09JB             | ICM09JB             | 荷兰Vitatron Holding B.V.  |      |
| Q05884 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc.         |      |
| Q05885 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193     | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc.         |      |
| Q05886 | Concerto C174AWK CRT-D                 | C174AWK             | Concerto C174AWK    | 美国Medtronic Inc.         |      |
| Q05887 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                | 4574                | 美国Medtronic Inc.         |      |
| Q05888 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215         | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc.         |      |
| Q05890 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc.         |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q05891 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05892 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                 | Concerto C174AWK        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05893 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05894 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05896 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05897 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                 | Concerto C174AWK        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05898 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05899 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                  | 4965                    | 4965                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05900 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05902 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05903 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05904 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                 | Concerto C174AWK        | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q05905 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05906 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05908 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05909 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05910 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                                           | Concerto C174AWK        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05911 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05912 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05914 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05915 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                                           | Concerto C174AWK        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05916 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                  | 4965                                              | 4965                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05917 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05918 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q05920 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05921 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05922 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05923 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05924 | Maximo II CRT-D                        | Maximo II D284TRK       | Maximo II D284TRK       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05926 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05927 | Attain Bipolar OTW 4194                | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05928 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05929 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05930 | Maximo II CRT-D                        | Maximo II D284TRK       | Maximo II D284TRK       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05932 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05933 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q05934 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05935 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05936 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05938 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05939 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05940 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05941 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05942 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05944 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05945 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05946 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05947 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q05948 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05950 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05951 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05952 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05953 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05954 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05956 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05957 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05958 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05959 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05960 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05962 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q05963 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05964 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05965 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05966 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05968 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05969 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                                           | Concerto C174AWK        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05970 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05971 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05974 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05975 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                                           | Concerto C174AWK        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05976 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05977 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q05980 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05981 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05982 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05983 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05986 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05987 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05988 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05989 | Maximo II CRT-D                       | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05992 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05993 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05994 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05995 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK    | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q05998 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q05999 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06000 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06001 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06004 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06005 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06006 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                                           | Concerto C174AWK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06007 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06010 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06011 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                                           | Concerto C174AWK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06012 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06013 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q06014 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06016 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06017 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06018 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06020 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06022 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06023 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06024 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06025 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06028 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06029 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06030 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q06031 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06032 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06034 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06035 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06036 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06038 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06040 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06041 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06042 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                       | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06043 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06044 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06046 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q06047 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06048 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                   | 4965                       | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06049 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06050 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06052 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06053 | Concerto C174AWK CRT-D                 | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06054 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                   | 4965                       | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06055 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06058 | Concerto C174AWK CRT-D                 | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06059 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                   | 4965                       | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06060 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06062 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q06064 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06065 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                                           | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06066 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06067 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06068 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06070 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06071 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                                           | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06072 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06073 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06074 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06076 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                                           | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06077 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                                              | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q06078 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06079 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06080 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06082 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06083 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06084 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06085 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06086 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06088 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06089 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06090 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06091 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q06092 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06094 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06095 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06096 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06097 | Maximo II CRT-D                        | Maximo II D284TRK          | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06100 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06101 | Attain Bipolar OTW 4194                | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06102 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06103 | Maximo II CRT-D                        | Maximo II D284TRK          | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06106 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06107 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06108 | Maximo II CRT-D                        | Maximo II D284TRK          | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q06110 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06112 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06113 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06114 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06116 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06118 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06119 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06120 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06121 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06122 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06124 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06125 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q06126 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06127 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06128 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06130 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06131 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06132 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06133 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06134 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06136 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06137 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06138 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06139 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q06140 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06142 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06143 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06144 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06145 | Consulta CRT-D                         | Consulta D234TRK           | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06148 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06149 | Attain Bipolar OTW 4194                | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06150 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06151 | Consulta CRT-D                         | Consulta D234TRK           | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06154 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06155 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06156 | Consulta CRT-D                         | Consulta D234TRK           | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q06158 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06160 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06161 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06162 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06164 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06166 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06167 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06168 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06169 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06170 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06172 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06173 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q06174 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06175 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06176 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06178 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06179 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                                           | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06180 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06184 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                                           | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06185 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06186 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06188 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06190 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                                           | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06191 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q06194 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06196 | Concerto C174AWK CRT-D                 | C174AWK                                           | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06197 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06198 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06200 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06202 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06203 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06204 | Maximo II CRT-D                        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06206 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06208 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06209 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06210 | Maximo II CRT-D                        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q06214 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06215 | Maximo II CRT-D                        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06218 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06220 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06221 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06222 | Maximo II CRT-D                        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06224 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06226 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06227 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06228 | Consulta CRT-D                         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06230 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06232 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q06233 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06234 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06238 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06239 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06242 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06244 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06245 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06246 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06248 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06250 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06251 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06252 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                       | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q06253 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06256 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06257 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06258 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06259 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06262 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06263 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06264 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                    | 4965                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06265 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06268 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06269 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06270 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q06271 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06274 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06275 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                                              | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06276 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06277 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06280 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06281 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06282 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06285 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06286 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                                              | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06287 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06288 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q06291 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06292 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4074                                              | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06293 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06294 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06297 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06298 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06299 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06302 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06303 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4074                                              | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06304 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06308 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06309 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                                           | Concerto C174AWK        | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q06310 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06311 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06314 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06315 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06316 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06320 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4074                                              | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06321 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06322 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06326 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06327 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06331 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06332 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                                           | Concerto C174AWK    | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q06333 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06334 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06337 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06338 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06339 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06340 | Maximo II CRT-D                        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06343 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06344 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06345 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06346 | Maximo II CRT-D                        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06349 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06350 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q06351 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06352 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06355 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06356 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06357 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06358 | Consulta CRT-D                        | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06361 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06362 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06363 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06367 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06368 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4074                                              | 4074                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06369 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q06373 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06374 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06378 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06379 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06380 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06384 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06385 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06386 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06390 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06391 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06395 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06396 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q06401 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4074                       | 4074                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06402 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06407 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06412 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06413 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06414 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06418 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06419 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06420 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06421 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06424 | Concerto C174AWK CRT-D                | C174AWK                    | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06425 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q06427 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06430 | Concerto C174AWK CRT-D                 | C174AWK                                           | Concerto C174AWK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06431 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06432 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06433 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06436 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06437 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06438 | Maximo II CRT-D                        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06439 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06442 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06443 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06444 | Maximo II CRT-D                        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q06448 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06449 | Maximo II CRT-D                        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06451 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06454 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06455 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06456 | Maximo II CRT-D                        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06457 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06460 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06461 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06462 | Consulta CRT-D                         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06463 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06466 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q06467 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06468 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06472 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06473 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06475 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06478 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06479 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06480 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06481 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06484 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06485 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06486 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                       | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q06487 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06490 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06491 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06492 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06493 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06496 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06497 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06498 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                    | 4965                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06499 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06502 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06503 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06504 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q06505 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06508 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06509 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                                              | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06510 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06511 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06514 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06515 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06516 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06519 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06520 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                                              | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06521 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06522 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q06525 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06526 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                                              | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06527 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06528 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06531 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06532 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06533 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06536 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                                              | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06537 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                                              | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06538 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06542 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                                              | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06543 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号              | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|
| Q06544 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06548 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06549 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06550 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06554 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06555 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06559 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06560 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06561 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06565 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06566 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06567 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215       | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q06571 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06572 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06576 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06577 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06578 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06582 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06583 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                    | 4074                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06584 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06588 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06589 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06593 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06594 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号              | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|
| Q06599 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06600 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06605 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06610 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06611 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06612 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06616 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06617 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06618 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06622 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06623 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06624 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号              | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|
| Q06628 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06629 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06633 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06634 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06639 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06644 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06645 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06646 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06650 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06651 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06652 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06656 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q06657 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06658 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06662 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06663 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06667 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06668 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06673 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06678 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06679 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06680 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06681 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06682 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q06684 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06685 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06686 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06688 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06690 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06691 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06692 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06693 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06694 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06696 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06697 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06698 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q06700 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06702 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06703 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06704 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                         | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06705 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06706 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06708 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06709 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06710 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                         | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06711 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06712 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06714 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q06715 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                                              | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06716 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06718 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06720 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06721 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06722 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06723 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06724 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06726 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06727 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06728 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06729 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q06730 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06732 | Concerto C174AWK CRT-D  | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06733 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                                              | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06734 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06735 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06736 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06738 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06739 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06740 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06741 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06742 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06744 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q06745 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06746 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06747 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK            | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06748 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06750 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06751 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06752 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK            | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06754 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06756 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06757 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06758 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK            | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06760 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q06762 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06763 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06764 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06765 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06766 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06768 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06769 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06770 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06771 | Maximo II CRT-D         | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06772 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06774 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06775 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q06776 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06777 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK             | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06778 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06780 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06781 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06782 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06783 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK             | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06784 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06786 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06787 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06788 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK             | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06790 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q06792 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06793 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06794 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06796 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06798 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06799 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06800 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06801 | Consulta CRT-D          | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06802 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06804 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06805 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06806 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q06807 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06808 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06810 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06811 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06812 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06814 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06816 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06817 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06820 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06822 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06823 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06824 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q06826 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06828 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06829 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06830 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06832 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06834 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06835 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06838 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06840 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06841 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06842 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06844 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q06846 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06847 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06848 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06850 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06852 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06853 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06856 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06858 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06859 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06860 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06862 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06864 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q06865 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06866 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06868 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06870 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06871 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06874 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06876 | Concerto C174AWK CRT-D | C174AWK                                           | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06877 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06878 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06880 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06882 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06883 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q06884 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06886 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06888 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06889 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06892 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06894 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06895 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06896 | Maximo II CRT-D        | Maximo II D284TRK                                 | Maximo II D284TRK            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06898 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06900 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06901 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06902 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q06904 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06906 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06907 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06910 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06912 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06913 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06914 | Consulta CRT-D         | Consulta D234TRK                                  | Consulta D234TRK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06916 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06918 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06919 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06920 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06921 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q06924 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06925 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06926 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06930 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06932 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06933 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06934 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06937 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06938 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06939 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4074                       | 4074                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06940 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06941 | 导管切开刀                   | 6230UNI                    | 6230UNI                    | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q06944 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06945 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06946 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06947 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06950 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06951 | Attain Bipolar OTW 4194                | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06952 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06953 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06956 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06957 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06958 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06959 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q06962 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06963 | Attain Bipolar OTW 4194                | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06964 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06965 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06968 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06969 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06970 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06971 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06974 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944     | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06975 | Attain Bipolar OTW 4194                | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06976 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                    | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06977 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215             | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q06980 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06981 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06982 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                  | 4965                                              | 4965                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06983 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06986 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06987 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06988 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                  | 4965                                              | 4965                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06989 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06992 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06993 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06994 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06995 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q06998 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q06999 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07000 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07001 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07004 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07005 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07006 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07007 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07010 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07011 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07012 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07013 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                    | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|------------------|------|
| Q07016 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07017 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07018 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07019 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07022 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07023 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07024 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07025 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07028 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07029 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07030 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                  | 4965                                              | 4965                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07031 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                              | 产品型号                | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------------------|------|
| Q07034 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07035 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07036 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07040 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07041 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07042 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07046 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07047 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                                              | 4574                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07048 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07052 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07053 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07054 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830   | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q07058 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07059 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07060 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07064 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07065 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07066 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07070 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07071 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07072 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07073 | 导管切开刀                                 | 6230UNI                                           | 6230UNI                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07074 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07077 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q07078 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07079 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07080 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07083 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07084 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                       | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07085 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07086 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07089 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07090 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07091 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07092 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07095 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q07096 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07097 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07098 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07101 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07102 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07103 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07104 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07107 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07108 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                       | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07109 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07110 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07113 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q07114 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                  | 4965                       | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07115 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07116 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07119 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07120 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07122 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07125 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07126 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07128 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07131 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07132 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07133 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q07137 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07138 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07139 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07143 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07144 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07146 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07149 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07150 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07152 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07155 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07156 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07157 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q07161 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07162 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07163 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07167 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07168 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07169 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07170 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07173 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07174 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07175 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07176 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07179 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q07180 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07181 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07182 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07185 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07186 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07187 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07188 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07191 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07192 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07193 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07194 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07197 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q07198 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07199 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07200 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07203 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07204 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07206 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07209 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07210 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07212 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07215 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07218 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07221 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q07222 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07227 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07230 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07233 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07234 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07239 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07240 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07242 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07245 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07246 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07248 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07251 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q07252 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07254 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07257 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07258 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07259 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07263 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07264 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07265 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07269 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07270 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07271 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07275 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q07276 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07277 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07281 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07282 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07283 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07287 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07288 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07289 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07293 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07294 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07295 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07299 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q07300 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07301 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07305 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07307 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07311 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07312 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07317 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07319 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07323 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                               | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07324 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07329 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07330 | SelectSecure 3830                      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q07331 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07335 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07336 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07337 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07341 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07342 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07343 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07347 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07349 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07350 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07351 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07354 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q07355 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07356 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07357 | 导管切开刀                  | 6230UNI                      | 6230UNI                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07358 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07361 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07362 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07363 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07364 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07367 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07368 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                         | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07369 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07370 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q07373 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07374 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07375 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07376 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07379 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07380 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07381 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07382 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07385 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07386 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07387 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07388 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q07391 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07392 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07393 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07394 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07397 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07398 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                         | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07399 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07400 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07403 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07404 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线    | 4965                         | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07405 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07406 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q07409 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07410 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07412 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07415 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07416 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07418 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07421 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07422 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07424 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07427 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07428 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07430 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q07433 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07434 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07435 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07436 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07439 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07440 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07441 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07442 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07445 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07446 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07447 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07448 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q07451 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07452 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07453 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07454 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07457 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194                           | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07458 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07459 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07460 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07463 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07464 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07465 | SelectSecure 3830       | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07466 | Sprint ICD 除颤电极导线       | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q07469 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07470 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07472 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07475 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07476 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07478 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07481 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07484 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07487 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07490 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07493 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07494 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q07496 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07499 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07500 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07502 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07505 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07506 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07508 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07511 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07512 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07514 | Sprint ICD 除颤电极导线      | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07517 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07518 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称              | 产品规格                                              | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q07520 | Sprint ICD 除颤电极导线 | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07523 | Attain CRT 静脉造影球囊 | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07526 | Sprint ICD 除颤电极导线 | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07529 | Attain CRT 静脉造影球囊 | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07532 | Sprint ICD 除颤电极导线 | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07535 | Attain CRT 静脉造影球囊 | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07536 | SelectSecure 3830 | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07538 | Sprint ICD 除颤电极导线 | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07541 | Attain CRT 静脉造影球囊 | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07542 | SelectSecure 3830 | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07544 | Sprint ICD 除颤电极导线 | Sprint Quattro Secure S 6935                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q07547 | Attain CRT 静脉造影球囊 | Attain 6215                                       | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                                           | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q07548 | SelectSecure 3830          | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F                                              | SelectSecure 3830                                                                              | 美国Medtronic Inc.                                                            |      |
| Q07550 | Sprint ICD 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure S 6935                                                                   | Sprint Quattro Secure S 6935                                                                   | 美国Medtronic Inc.                                                            |      |
| Q09016 | Pacel 双极临时起搏电极导管           | 右心弯曲型及直头型带球囊漂浮电极，5F，电极间距1cm，长度110cm。                                                           | 401761\$401763                                                                                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09018 | 起搏导线导丝Mond RVOT Stylet     | 1条 / 盒                                                                                         | 4140\$4141\$4150\$4151                                                                         | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09019 | Tendril STS 1988TC, 2088TC | 1988TC\$2088TC                                                                                 | 1988TC\$2088TC                                                                                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09020 | OptiSense 1999             | 1999                                                                                           | 1999                                                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09022 | CPS Direct SL II           | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09027 | 数据传输器Merlin@home EX1150    | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                                                         | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09029 | 数据传输器Merlin@home EX1150    | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                                                         | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09031 | 数据传输器Merlin@home EX1150    | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                                                         | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09033 | 数据传输器Merlin@home EX1150    | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                                                         | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09035 | 数据传输器Merlin@home EX1150    | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                                                         | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                        | 产品规格                                                        | 产品型号                                                      | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09037 | 数据传输器Merlin@home<br>EX1150  | 5V 2.4A                                                     | EX1150                                                    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部)         |      |
| Q09039 | 数据传输器Merlin@home<br>EX1150  | 5V 2.4A                                                     | EX1150                                                    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部)         |      |
| Q09041 | 数据传输器Merlin@home<br>EX1150  | 5V 2.4A                                                     | EX1150                                                    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部)         |      |
| Q09042 | Durata 除颤电极导线双极主动           | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部)         |      |
| Q09044 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944) | 46cm\$52cm                                                  | 1944                                                      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部)         |      |
| Q09046 | 数据传输器Merlin@home<br>EX1150  | 5V 2.4A                                                     | EX1150                                                    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部)         |      |
| Q09047 | SelectSecure起搏电极传送导管        | C315H20\$C315H40\$C315HIS\$C315J\$C315S4\$C315S5\$C315S10   | C315H20\$C315H40\$C315HIS\$C315J\$C315S4\$C315S5\$C315S10 | 美国Medtronic Inc.                                                                     |      |
| Q09049 | 植入式心律转复除颤器 (商品名: TELIGEN)   | ICD单腔型                                                      | F102                                                      | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09051 | 植入式心律转复除颤器 (商品名: TELIGEN)   | ICD单腔型                                                      | F102                                                      | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09054 | 植入式心律转复除颤器 (商品名: TELIGEN)   | ICD双腔型                                                      | F110                                                      | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09057 | 植入式心律转复除颤器 (商品名: TELIGEN)   | ICD双腔型                                                      | F110                                                      | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09060 | 植入式心律转复除颤器 (商品名: TELIGEN)   | ICD双腔型                                                      | F110                                                      | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                                                                    | 产品型号                                                   | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09063 | 植入式心律转复除颤器（商品名：TELIGEN）    | ICD双腔型                                                                  | F110                                                   | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09066 | 植入式心律转复除颤器（商品名：TELIGEN）    | ICD双腔型                                                                  | F110                                                   | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09069 | 植入式心律转复除颤器（商品名：TELIGEN）    | ICD双腔型                                                                  | F110                                                   | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09071 | 撕开式导管鞘（LI-xx plus）         | LI-6plus\$LI-7plus\$LI-8plus\$LI-9plus\$LI-10plus\$LI-11plus\$LI-12plus | LI-6plus\$LI-7plus\$LI-8plus\$LI-9plus\$LI-10plus\$LI- | 美国 Greatbatch Medical                                                                |      |
| Q09076 | Durata 除颤电极导线双极被动          | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM；                  | Durata 7170\$Durata 7171                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部）          |      |
| Q09077 | OptiSense 1999             | 1999                                                                    | 1999                                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部）          |      |
| Q09079 | Durata 除颤电极导线双极主动          | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：                      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部）          |      |
| Q09080 | OptiSense 1999             | 1999                                                                    | 1999                                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部）          |      |
| Q09082 | Durata 除颤电极导线双极被动          | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM；                  | Durata 7170\$Durata 7171                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部）          |      |
| Q09083 | Tendril STS 1988TC, 2088TC | 1988TC\$2088TC                                                          | 1988TC\$2088TC                                         | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部）          |      |
| Q09085 | Durata 除颤电极导线双极主动          | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：                      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部）          |      |
| Q09086 | Tendril STS 1988TC, 2088TC | 1988TC\$2088TC                                                          | 1988TC\$2088TC                                         | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部）          |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                                                   | 产品型号                                                                 | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09087 | Durata 除颤电极导线双极被动          | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171                                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部）          |      |
| Q09089 | OptiSense 1999             | 1999                                                   | 1999                                                                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部）          |      |
| Q09090 | Durata 除颤电极导线双极主动          | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部）          |      |
| Q09092 | OptiSense 1999             | 1999                                                   | 1999                                                                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部）          |      |
| Q09093 | Durata 除颤电极导线双极被动          | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171                                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部）          |      |
| Q09095 | Tendril STS 1988TC, 2088TC | 1988TC\$2088TC                                         | 1988TC\$2088TC                                                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部）          |      |
| Q09096 | Durata 除颤电极导线双极主动          | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部）          |      |
| Q09098 | Tendril STS 1988TC, 2088TC | 1988TC\$2088TC                                         | 1988TC\$2088TC                                                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部）          |      |
| Q09099 | 撕开鞘（商品名:SJM）套包             | 直径：外径：5F至16F；长度：14CM；                                  | 405100\$405104\$405108\$405112\$405116\$405118\$405120\$405122\$4051 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部）          |      |
| Q09100 | 撕开鞘（商品名:SJM）               | 直径：外径：5F至16F；长度：14CM；其他描述：可撕开鞘，用于引导导管进入血管\$直径：外        | 405269\$405270\$405254\$405256\$405258\$405259\$405400\$405404\$4054 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部）          |      |
| Q09103 | INSIGNIA I Entra DDDR 1296 | INSIGNIA I Entra DDDR 1296                             | INSIGNIA I Entra DDDR 1296                                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09106 | INSIGNIA I Entra DDDR 1296 | INSIGNIA I Entra DDDR 1296                             | INSIGNIA I Entra DDDR 1296                                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                      | 产品规格                      | 产品型号                      | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09109 | INSIGNIA I Entra DDR 1296 | INSIGNIA I Entra DDR 1296 | INSIGNIA I Entra DDR 1296 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09111 | INSIGNIA I Entra DDR 1296 | INSIGNIA I Entra DDR 1296 | INSIGNIA I Entra DDR 1296 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09114 | INSIGNIA I Entra DDR 1296 | INSIGNIA I Entra DDR 1296 | INSIGNIA I Entra DDR 1296 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09117 | INSIGNIA I Entra DDR 1296 | INSIGNIA I Entra DDR 1296 | INSIGNIA I Entra DDR 1296 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09119 | INSIGNIA I Entra DDR 1296 | INSIGNIA I Entra DDR 1296 | INSIGNIA I Entra DDR 1296 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09122 | INSIGNIA I Entra DDR 1296 | INSIGNIA I Entra DDR 1296 | INSIGNIA I Entra DDR 1296 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09125 | INSIGNIA I Ultra DR 1290  | INSIGNIA I Ultra DR 1290  | INSIGNIA I Ultra DR 1290  | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09128 | INSIGNIA I Ultra DR 1290  | INSIGNIA I Ultra DR 1290  | INSIGNIA I Ultra DR 1290  | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09131 | INSIGNIA I Ultra DR 1290  | INSIGNIA I Ultra DR 1290  | INSIGNIA I Ultra DR 1290  | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09133 | INSIGNIA I Ultra DR 1290  | INSIGNIA I Ultra DR 1290  | INSIGNIA I Ultra DR 1290  | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09136 | INSIGNIA I Ultra DR 1290  | INSIGNIA I Ultra DR 1290  | INSIGNIA I Ultra DR 1290  | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09139 | INSIGNIA I Ultra DR 1290  | INSIGNIA I Ultra DR 1290  | INSIGNIA I Ultra DR 1290  | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |



| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09141 | INSIGNIA I Ultra DR 1290   | INSIGNIA I Ultra DR 1290   | INSIGNIA I Ultra DR 1290   | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09144 | INSIGNIA I Ultra DR 1290   | INSIGNIA I Ultra DR 1290   | INSIGNIA I Ultra DR 1290   | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09147 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09150 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09153 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09155 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09158 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09161 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09163 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09166 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09169 | INSIGNIA I Ultra DR 1291   | INSIGNIA I Ultra DR 1291   | INSIGNIA I Ultra DR 1291   | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09172 | INSIGNIA I Ultra DR 1291   | INSIGNIA I Ultra DR 1291   | INSIGNIA I Ultra DR 1291   | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                     | 产品规格                     | 产品型号                     | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09175 | INSIGNIA I Ultra DR 1291 | INSIGNIA I Ultra DR 1291 | INSIGNIA I Ultra DR 1291 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09177 | INSIGNIA I Ultra DR 1291 | INSIGNIA I Ultra DR 1291 | INSIGNIA I Ultra DR 1291 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09180 | INSIGNIA I Ultra DR 1291 | INSIGNIA I Ultra DR 1291 | INSIGNIA I Ultra DR 1291 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09183 | INSIGNIA I Ultra DR 1291 | INSIGNIA I Ultra DR 1291 | INSIGNIA I Ultra DR 1291 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09185 | INSIGNIA I Ultra DR 1291 | INSIGNIA I Ultra DR 1291 | INSIGNIA I Ultra DR 1291 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09188 | INSIGNIA I Ultra DR 1291 | INSIGNIA I Ultra DR 1291 | INSIGNIA I Ultra DR 1291 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09190 | INSIGNIA I Ultra SR 1190 | INSIGNIA I Ultra SR 1190 | INSIGNIA I Ultra SR 1190 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09192 | INSIGNIA I Ultra SR 1190 | INSIGNIA I Ultra SR 1190 | INSIGNIA I Ultra SR 1190 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09194 | INSIGNIA I Ultra SR 1190 | INSIGNIA I Ultra SR 1190 | INSIGNIA I Ultra SR 1190 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09197 | INSIGNIA I Entra DDD 986 | INSIGNIA I Entra DDD 986 | INSIGNIA I Entra DDD 986 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09200 | INSIGNIA I Entra DDD 986 | INSIGNIA I Entra DDD 986 | INSIGNIA I Entra DDD 986 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09203 | INSIGNIA I Entra DDD 986 | INSIGNIA I Entra DDD 986 | INSIGNIA I Entra DDD 986 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                    | 产品规格                                          | 产品型号                               | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09205 | INSIGNIA I Entra DDD 986                | INSIGNIA I Entra DDD 986                      | INSIGNIA I Entra DDD 986           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09208 | INSIGNIA I Entra DDD 986                | INSIGNIA I Entra DDD 986                      | INSIGNIA I Entra DDD 986           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09211 | INSIGNIA I Entra DDD 986                | INSIGNIA I Entra DDD 986                      | INSIGNIA I Entra DDD 986           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09213 | INSIGNIA I Entra DDD 986                | INSIGNIA I Entra DDD 986                      | INSIGNIA I Entra DDD 986           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09216 | INSIGNIA I Entra DDD 986                | INSIGNIA I Entra DDD 986                      | INSIGNIA I Entra DDD 986           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09218 | INSIGNIA I Entra SSI 484                | INSIGNIA I Entra SSI 484                      | INSIGNIA I Entra SSI 484           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09220 | INSIGNIA I Entra SSI 484                | INSIGNIA I Entra SSI 484                      | INSIGNIA I Entra SSI 484           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09221 | 植入式起搏电极导管（商品名：FINELINE（TM）II STEROX EZ） | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知， | 4469\$4470\$4471\$4472\$4473\$4474 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09222 | INSIGNIA I Entra SSI 484                | INSIGNIA I Entra SSI 484                      | INSIGNIA I Entra SSI 484           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09224 | INSIGNIA I Entra SR 1198                | INSIGNIA I Entra SR 1198                      | INSIGNIA I Entra SR 1198           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09226 | INSIGNIA I Entra SR 1198                | INSIGNIA I Entra SR 1198                      | INSIGNIA I Entra SR 1198           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09228 | INSIGNIA I Entra SR 1198                | INSIGNIA I Entra SR 1198                      | INSIGNIA I Entra SR 1198           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                               | 产品型号                               | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09230 | ICD双极导线被动0170~0177      | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177 | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09232 | ICD双极导线被动0170~0177      | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177 | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09235 | ICD双极导线被动0170~0177      | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177 | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09238 | ICD双极导线被动0170~0177      | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177 | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09241 | ICD双极导线被动0170~0177      | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177 | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09244 | ICD双极导线被动0170~0177      | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177 | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09247 | ICD双极导线被动0170~0177      | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177 | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09250 | ICD双极导线被动0170~0177      | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177 | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09251 | 植入式心律转复除颤器（商品名：TELIGEN） | ICD单腔型                             | F102                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09252 | ICD双极导线被动0170~0177      | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177 | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09254 | 植入式心律转复除颤器（商品名：TELIGEN） | ICD双腔型                             | F110                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09255 | ICD双极导线被动0170~0177      | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177 | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                              | 产品规格                                                      | 产品型号                                           | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09257 | 植入式心律转复除颤器（商品名：TELIGEN）           | ICD双腔型                                                    | F110                                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09258 | ICD双极导线被动0170~0177                | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                        | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177             | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09260 | 植入式心律转复除颤器（商品名：TELIGEN）           | ICD双腔型                                                    | F110                                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09261 | ICD双极导线被动0170~0177                | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                        | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177             | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09265 | 植入式心脏除颤电极导线（商品名：ENDOTAK RELIANCE） | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极\$0184为双线圈电 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09267 | 植入式心脏除颤电极导线（商品名：ENDOTAK RELIANCE） | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极\$0184为双线圈电 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09270 | 植入式心脏除颤电极导线（商品名：ENDOTAK RELIANCE） | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极\$0184为双线圈电 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09273 | 植入式心脏除颤电极导线（商品名：ENDOTAK RELIANCE） | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极\$0184为双线圈电 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09275 | 植入式心脏除颤电极导线（商品名：ENDOTAK RELIANCE） | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极\$0184为双线圈电 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09276 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）           | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm         | 4086\$4087\$4088                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09279 | 植入式心脏除颤电极导线（商品名：ENDOTAK RELIANCE） | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极\$0184为双线圈电 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09282 | 植入式心脏除颤电极导线（商品名：ENDOTAK RELIANCE） | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极\$0184为双线圈电 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                      | 产品规格                                                      | 产品型号                                           | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09284 | 植入式心脏除颤电极导线<br>(商品名: ENDOTAK<br>RELIANCE) | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极\$0184为双线圈电 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09285 | 植入式起搏电极导管 (商品名: FLEXTEND)                 | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm         | 4086\$4087\$4088                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09286 | 植入式心脏除颤电极导线<br>(商品名: ENDOTAK<br>RELIANCE) | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极\$0184为双线圈电 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09287 | 植入式心律转复除颤器 (商品名: TELIGEN)                 | ICD单腔型                                                    | F102                                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09289 | 植入式心脏除颤电极导线<br>(商品名: ENDOTAK<br>RELIANCE) | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极\$0184为双线圈电 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09290 | 植入式心律转复除颤器 (商品名: TELIGEN)                 | ICD双腔型                                                    | F110                                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09292 | 植入式心脏除颤电极导线<br>(商品名: ENDOTAK<br>RELIANCE) | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极\$0184为双线圈电 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09293 | 植入式心律转复除颤器 (商品名: TELIGEN)                 | ICD双腔型                                                    | F110                                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09294 | 植入式心脏除颤电极导线<br>(商品名: ENDOTAK<br>RELIANCE) | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极\$0184为双线圈电 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09295 | 植入式起搏电极导管 (商品名: FLEXTEND)                 | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm         | 4086\$4087\$4088                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09296 | 植入式心律转复除颤器 (商品名: TELIGEN)                 | ICD双腔型                                                    | F110                                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q09300 | Esprit SR 频率反应式单腔心脏起搏器                    | 频率反应式单腔起搏器                                                | Esprit SR                                      | 意大利SORIN CRM S. R. L.                                                                |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号              | 生产企业                  | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------|
| Q09301 | Esprit S 单腔心脏起搏器       | 单腔心脏起搏器                                           | Esprit S          | 意大利SORIN CRM S. R. L. |      |
| Q09304 | Reply SR 频率反应式单腔心脏起搏器  | 频率反应式单腔心脏起搏器                                      | Reply SR          | 意大利SORIN CRM S. R. L. |      |
| Q09305 | Reply VDR 双腔心脏起搏器      | 双腔心脏起搏器                                           | Reply VDR         | 意大利SORIN CRM S. R. L. |      |
| Q09306 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc.      |      |
| Q09307 | Adapta SSIR 型心脏起搏器     | ADSR01                                            | ADSR01            | 美国Medtronic Inc.      |      |
| Q09308 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc.      |      |
| Q09309 | Adapta SSIR 型心脏起搏器     | ADSR01                                            | ADSR01            | 美国Medtronic Inc.      |      |
| Q09311 | Adapta SSIR 型心脏起搏器     | ADSR01                                            | ADSR01            | 美国Medtronic Inc.      |      |
| Q09312 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc.      |      |
| Q09313 | Adapta SSIR 型心脏起搏器     | ADSR01                                            | ADSR01            | 美国Medtronic Inc.      |      |
| Q09314 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                                              | 4965              | 美国Medtronic Inc.      |      |
| Q09315 | Adapta SSIR 型心脏起搏器     | ADSR01                                            | ADSR01            | 美国Medtronic Inc.      |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号              | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|
| Q09316 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09317 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09319 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09322 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09332 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09333 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09335 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09336 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09338 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09341 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09343 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09344 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号              | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|
| Q09346 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09349 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09359 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09360 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09362 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09363 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09365 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09368 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09370 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09371 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09373 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09376 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号              | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|
| Q09386 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09387 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09389 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09390 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09392 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09395 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09397 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09398 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09400 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09403 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09413 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09414 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                       | 产品规格                                                      | 产品型号                            | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| Q09416 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                 | 4074                                                      | 4074                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09417 | SelectSecure 3830                          | 长度：59CM；外径：4.1F\$长<br>度：69CM；外径：4.1F\$长度：<br>74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830               | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09419 | SelectSecure 3830                          | 长度：59CM；外径：4.1F\$长<br>度：69CM；外径：4.1F\$长度：<br>74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830               | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09422 | SelectSecure 3830                          | 长度：59CM；外径：4.1F\$长<br>度：69CM；外径：4.1F\$长度：<br>74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830               | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09424 | SprintTM电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                                       | Sprint Quattro 6944             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09425 | Protecta XT VVIR型ICD心脏<br>复律除颤器            | D354VRG                                                   | D354VRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09426 | Sprint 除颤电极导线                              | Sprint Quattro Secure 6947                                | Sprint Quattro<br>Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09427 | Protecta XT VVIR型ICD心脏<br>复律除颤器            | D354VRG                                                   | D354VRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09428 | Sprint ICD 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure S 6935                              | Sprint Quattro<br>Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09429 | Protecta XT VVIR型ICD心脏<br>复律除颤器            | D354VRG                                                   | D354VRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09430 | SprintTM电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944                                       | Sprint Quattro 6944             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09431 | Protect VVIR型ICD心脏复律<br>除颤器                | D364VRG                                                   | D364VRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q09432 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09433 | Protect VVIR型ICD心脏复律除颤器                | D364VRG                      | D364VRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09434 | Sprint ICD 除颤电极导线                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09435 | Protect VVIR型ICD心脏复律除颤器                | D364VRG                      | D364VRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09436 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09437 | Egida VVIR型ICD心脏复律除颤器                  | D394VRG                      | D394VRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09438 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09439 | Egida VVIR型ICD心脏复律除颤器                  | D394VRG                      | D394VRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09440 | Sprint ICD 除颤电极导线                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09441 | Egida VVIR型ICD心脏复律除颤器                  | D394VRG                      | D394VRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09442 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09443 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q09444 | Protecta XT DDDR型ICD心脏复律除颤器            | D354DRG                      | D354DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09445 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09446 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09447 | Protecta XT DDDR型ICD心脏复律除颤器            | D354DRG                      | D354DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09448 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09449 | Sprint ICD 除颤电极导线                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09450 | Protecta XT DDDR型ICD心脏复律除颤器            | D354DRG                      | D354DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09451 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09453 | Protecta XT DDDR型ICD心脏复律除颤器            | D354DRG                      | D354DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09455 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09456 | Protecta XT DDDR型ICD心脏复律除颤器            | D354DRG                      | D354DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09458 | Sprint ICD 除颤电极导线                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q09459 | Protecta XT DDDR型ICD心脏复律除颤器            | D354DRG                      | D354DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09461 | Protecta XT DDDR型ICD心脏复律除颤器            | D354DRG                      | D354DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09462 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09463 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09464 | Protect DDDR型ICD心脏复律除颤器                | D364DRG                      | D364DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09465 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09466 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09467 | Protect DDDR型ICD心脏复律除颤器                | D364DRG                      | D364DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09468 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09469 | Sprint ICD 除颤电极导线                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09470 | Protect DDDR型ICD心脏复律除颤器                | D364DRG                      | D364DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09471 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q09472 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09473 | Protect DDDR型ICD心脏复律除颤器                | D364DRG                      | D364DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09475 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09476 | Protect DDDR型ICD心脏复律除颤器                | D364DRG                      | D364DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09477 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09478 | Sprint ICD 除颤电极导线                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09479 | Protect DDDR型ICD心脏复律除颤器                | D364DRG                      | D364DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09481 | Protect DDDR型ICD心脏复律除颤器                | D364DRG                      | D364DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09482 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09483 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09484 | Egida DDDR型ICD心脏复律除颤器                  | D394DRG                      | D394DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09485 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q09486 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09487 | Egida DDDR型ICD心脏复律除颤器                  | D394DRG                      | D394DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09488 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09489 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09490 | Egida DDDR型ICD心脏复律除颤器                  | D394DRG                      | D394DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09491 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09493 | Egida DDDR型ICD心脏复律除颤器                  | D394DRG                      | D394DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09495 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09496 | Egida DDDR型ICD心脏复律除颤器                  | D394DRG                      | D394DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09498 | Sprint ICD 除颤电极导线                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09499 | Egida DDDR型ICD心脏复律除颤器                  | D394DRG                      | D394DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09501 | Egida DDDR型ICD心脏复律除颤器                  | D394DRG                      | D394DRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q09502 | Attain OTW 4193         | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09503 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09504 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09505 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09507 | Protecta XT CRT-D       | D354TRG                    | D354TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09508 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09509 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09510 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09511 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09513 | Protecta XT CRT-D       | D354TRG                    | D354TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09514 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09515 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q09517 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09519 | Protecta XT CRT-D      | D354TRG                    | D354TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09520 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09521 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09522 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09525 | Protecta XT CRT-D      | D354TRG                    | D354TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09526 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09527 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09528 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09529 | 导管切开刀                  | 6232ADJ                    | 6232ADJ                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09530 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09532 | Protecta XT CRT-D      | D354TRG                    | D354TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q09533 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09534 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09535 | 导管切开刀                  | 6230UNI                                           | 6230UNI                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09536 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09539 | Protecta XT CRT-D      | D354TRG                                           | D354TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09540 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09541 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09543 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09545 | Protecta XT CRT-D      | D354TRG                                           | D354TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09546 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09547 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09548 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                       | 产品规格                         | 产品型号                            | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| Q09551 | Protecta XT CRT-D                          | D354TRG                      | D354TRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09552 | CapSure Epi 心外膜起搏器<br>导线                   | 4965                         | 4965                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09553 | Attain CRT 静脉造影球囊                          | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09555 | Sprint ICD 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro<br>Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09557 | Protecta XT CRT-D                          | D354TRG                      | D354TRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09558 | SprintTM电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09559 | Attain OTW 4193                            | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193                 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09560 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                 | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09561 | Attain CRT 静脉造影球囊                          | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09563 | Protecta XT CRT-D                          | D354TRG                      | D354TRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09564 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                 | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09565 | Attain CRT 静脉造影球囊                          | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q09567 | Sprint ICD 除颤电极导线                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09569 | Protecta XT CRT-D                      | D354TRG                      | D354TRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09570 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09571 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09572 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09573 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09574 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09575 | Protecta XT CRT-D                      | D354TRG                      | D354TRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09576 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09577 | Attain Bipolar OTW 4194                | Attain Bipolar OTW 4194      | Attain Bipolar OTW 4194      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09578 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09579 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q09580 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09581 | Protecta XT CRT-D      | D354TRG                    | D354TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09582 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09583 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09584 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09586 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09587 | Protecta XT CRT-D      | D354TRG                    | D354TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09588 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09589 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09590 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09591 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09593 | Protecta XT CRT-D      | D354TRG                    | D354TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q09594 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09595 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09596 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09597 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09598 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09599 | Protecta XT CRT-D      | D354TRG                    | D354TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09600 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09601 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09602 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09603 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09605 | Protecta XT CRT-D      | D354TRG                    | D354TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09606 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q09607 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09608 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09609 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09611 | Egida CRT-D             | D394TRG                    | D394TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09612 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09613 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09614 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09615 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09617 | Egida CRT-D             | D394TRG                    | D394TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09618 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09619 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09621 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q09623 | Egida CRT-D            | D394TRG                    | D394TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09624 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09625 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09626 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09629 | Egida CRT-D            | D394TRG                    | D394TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09630 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09631 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09632 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09633 | 导管切开刀                  | 6232ADJ                    | 6232ADJ                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09634 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09636 | Egida CRT-D            | D394TRG                    | D394TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09637 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称              | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q09638 | Attain CRT 静脉造影球囊 | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09639 | 导管切开刀             | 6230UNI                                           | 6230UNI                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09640 | Sprint 除颤电极导线     | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09643 | Egida CRT-D       | D394TRG                                           | D394TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09644 | Attain OTW 4193   | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09645 | Attain CRT 静脉造影球囊 | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09647 | Sprint 除颤电极导线     | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09649 | Egida CRT-D       | D394TRG                                           | D394TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09650 | Attain CRT 静脉造影球囊 | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09651 | SelectSecure 3830 | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09652 | Sprint 除颤电极导线     | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09655 | Egida CRT-D       | D394TRG                                           | D394TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q09656 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                   | 4965                         | 4965                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09657 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09659 | Sprint ICD 除颤电极导线                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09661 | Egida CRT-D                            | D394TRG                      | D394TRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09662 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09663 | Attain OTW 4193                        | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09664 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09665 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09667 | Egida CRT-D                            | D394TRG                      | D394TRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09668 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09669 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09671 | Sprint ICD 除颤电极导线                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q09673 | Egida CRT-D                           | D394TRG                    | D394TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09674 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09675 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09676 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09677 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09678 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09679 | Egida CRT-D                           | D394TRG                    | D394TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09680 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944        | Sprint Quattro 6944        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09681 | Attain Bipolar OTW 4194               | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09682 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09683 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09684 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q09685 | Egida CRT-D            | D394TRG                    | D394TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09686 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09687 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09688 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09690 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09691 | Egida CRT-D            | D394TRG                    | D394TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09692 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09693 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09694 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09695 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09697 | Egida CRT-D            | D394TRG                    | D394TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09698 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q09699 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09700 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09701 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09702 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09703 | Egida CRT-D            | D394TRG                    | D394TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09704 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09705 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09706 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09707 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09709 | Egida CRT-D            | D394TRG                    | D394TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09710 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09711 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q09712 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09713 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09715 | Protect CRT-D           | D364TRG                    | D364TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09716 | Attain Bipolar OTW 4194 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09717 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09718 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09719 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09721 | Protect CRT-D           | D364TRG                    | D364TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09722 | CapSure Sense 起搏电极被动导线  | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09723 | Attain CRT 静脉造影球囊       | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09725 | Sprint 除颤电极导线           | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09727 | Protect CRT-D           | D364TRG                    | D364TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q09728 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09729 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09730 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09733 | Protect CRT-D          | D364TRG                    | D364TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09734 | Attain OTW 4193        | Attain OTW 4193            | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09735 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09736 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09737 | 导管切开刀                  | 6232ADJ                    | 6232ADJ                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09738 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09740 | Protect CRT-D          | D364TRG                    | D364TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09741 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09742 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                 | 产品规格                                              | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q09743 | 导管切开刀                | 6230UNI                                           | 6230UNI                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09744 | Sprint 除颤电极导线        | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09747 | Protect CRT-D        | D364TRG                                           | D364TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09748 | Attain OTW 4193      | Attain OTW 4193                                   | Attain OTW 4193            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09749 | Attain CRT 静脉造影球囊    | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09751 | Sprint 除颤电极导线        | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09753 | Protect CRT-D        | D364TRG                                           | D364TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09754 | Attain CRT 静脉造影球囊    | Attain 6215                                       | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09755 | SelectSecure 3830    | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09756 | Sprint 除颤电极导线        | Sprint Quattro Secure 6947                        | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09759 | Protect CRT-D        | D364TRG                                           | D364TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09760 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线 | 4965                                              | 4965                       | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q09761 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09763 | Sprint ICD 除颤电极导线                     | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09765 | Protect CRT-D                         | D364TRG                      | D364TRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09766 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09767 | Attain OTW 4193                       | Attain OTW 4193              | Attain OTW 4193              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09768 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09769 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09771 | Protect CRT-D                         | D364TRG                      | D364TRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09772 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09773 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09775 | Sprint ICD 除颤电极导线                     | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09777 | Protect CRT-D                         | D364TRG                      | D364TRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q09778 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09779 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09780 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09782 | Sprint ICD 除颤电极导线                     | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09783 | Protect CRT-D                         | D364TRG                      | D364TRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09784 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09785 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09786 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09787 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09789 | Protect CRT-D                         | D364TRG                      | D364TRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09790 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09791 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------|------|
| Q09792 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09794 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09795 | Protect CRT-D          | D364TRG                    | D364TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09796 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09797 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09798 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09799 | Sprint 除颤电极导线          | Sprint Quattro Secure 6947 | Sprint Quattro Secure 6947 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09801 | Protect CRT-D          | D364TRG                    | D364TRG                    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09802 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                       | 4574                       | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09803 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A           | Attain LDS 6216A           | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09804 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A        | Attain Access 6218A        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q09805 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                | Attain 6215                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                | 产品规格                                                   | 产品型号                              | 生产企业                                                                          | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09807 | Protect CRT-D                       | D364TRG                                                | D364TRG                           | 美国Medtronic Inc.                                                              |      |
| Q09808 | Attain OTW 4193                     | Attain OTW 4193                                        | Attain OTW 4193                   | 美国Medtronic Inc.                                                              |      |
| Q09809 | CapSure Sense 起搏电极被动导线              | 4574                                                   | 4574                              | 美国Medtronic Inc.                                                              |      |
| Q09810 | Attain CRT 左室导线递送系统                 | Attain LDS 6216A                                       | Attain LDS 6216A                  | 美国Medtronic Inc.                                                              |      |
| Q09811 | Attain CRT 静脉造影球囊                   | Attain 6215                                            | Attain 6215                       | 美国Medtronic Inc.                                                              |      |
| Q09812 | Sprint 除颤电极导线                       | Sprint Quattro Secure 6947                             | Sprint Quattro Secure 6947        | 美国Medtronic Inc.                                                              |      |
| Q09813 | Protect CRT-D                       | D364TRG                                                | D364TRG                           | 美国Medtronic Inc.                                                              |      |
| Q09814 | Current + VR ICD1211-36Q 植入式心脏复律除颤器 | VVIR型ICD                                               | CD1211-36Q                        | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09815 | Current + VR ICD1211-36Q 植入式心脏复律除颤器 | VVIR型ICD                                               | CD1211-36Q                        | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09816 | Durata (DF4) 除颤电极导线                 | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动)<br>\$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09817 | 数据传输器Merlin@home EX1150             | 5V 2.4A                                                | EX1150                            | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09818 | Current + VR ICD1211-36Q 植入式心脏复律除颤器 | VVIR型ICD                                               | CD1211-36Q                        | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                                             | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09819 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)              | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09820 | Current Accel VR ICD1215-36Q植入式心脏复律除颤器 | VVIR型ICD                                                         | CD1215-36Q                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09821 | 数据传输器Merlin@home EX1150                | 5V 2.4A                                                          | EX1150                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09822 | Current Accel VR ICD1215-36Q植入式心脏复律除颤器 | VVIR型ICD                                                         | CD1215-36Q                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09823 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)              | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09824 | Current Accel VR ICD1215-36Q植入式心脏复律除颤器 | VVIR型ICD                                                         | CD1215-36Q                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09825 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)              | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09826 | Fortify VR ICD1231-40植入式心脏复律除颤器        | VVIR型ICD                                                         | CD1231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09827 | Durata 除颤电极导线双极被动                      | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09828 | 数据传输器Merlin@home EX1150                | 5V 2.4A                                                          | EX1150                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09829 | Fortify VR ICD1231-40植入式心脏复律除颤器        | VVIR型ICD                                                         | CD1231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09830 | Durata 除颤电极导线双极主动                      | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                 | 产品规格                                                           | 产品型号                                     | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09831 | 数据传输器Merlin@home<br>EX1150           | 5V 2.4A                                                        | EX1150                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q09832 | Fortify VR ICD1231-40植入<br>式心脏复律除颤器  | VVIR型ICD                                                       | CD1231-40                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q09833 | Durata 除颤电极导线双极主<br>动                | 直径：外径：2.34MM；长度：<br>60CM\$直径：外径：2.34MM；长<br>度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata<br>7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q09834 | Fortify VR ICD1231-40植入<br>式心脏复律除颤器  | VVIR型ICD                                                       | CD1231-40                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q09835 | Durata 除颤电极导线双极被<br>动                | 直径：外径：2.3MM；长度：<br>60CM\$直径：外径：2.3MM；长<br>度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata<br>7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q09836 | Fortify VR ICD1231-40植入<br>式心脏复律除颤器  | VVIR型ICD                                                       | CD1231-40                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q09837 | Fortify VR ICD1231-40Q植<br>入式心脏复律除颤器 | VVIR型ICD                                                       | CD1231-40Q                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q09838 | 数据传输器Merlin@home<br>EX1150           | 5V 2.4A                                                        | EX1150                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q09839 | Fortify VR ICD1231-40Q植<br>入式心脏复律除颤器 | VVIR型ICD                                                       | CD1231-40Q                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q09840 | Durata (DF4) 除颤电极导线                  | Durata (DF4) 除颤电极导线<br>(被动)\$Durata (DF4) 除颤<br>电极导线 (主动)      | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$71<br>21Q\$7122Q    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q09841 | Fortify VR ICD1231-40Q植<br>入式心脏复律除颤器 | VVIR型ICD                                                       | CD1231-40Q                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q09842 | Durata (DF4) 除颤电极导线                  | Durata (DF4) 除颤电极导线<br>(被动)\$Durata (DF4) 除颤<br>电极导线 (主动)      | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$71<br>21Q\$7122Q    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                                        | 产品型号                              | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09843 | Current + DR ICD2211-36Q<br>植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                    | CD2211-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09844 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)               | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09845 | Current + DR ICD2211-36Q<br>植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                    | CD2211-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09846 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动)<br>\$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)      | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09847 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)            | 46cm\$52cm                                                  | 1944                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09848 | Current + DR ICD2211-36Q<br>植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                    | CD2211-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09849 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动)<br>\$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)      | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09850 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动           | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09851 | Current + DR ICD2211-36Q<br>植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                    | CD2211-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09852 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动)<br>\$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)      | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09853 | OptiSense 1999                         | 1999                                                        | 1999                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09854 | Current + DR ICD2211-36Q<br>植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                    | CD2211-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |



| 流水号    | 产品名称                                | 产品规格                                                | 产品型号                              | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09855 | Durata (DF4) 除颤电极导线                 | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09856 | Tendril STS 1988TC, 2088TC          | 1988TC\$2088TC                                      | 1988TC\$2088TC                    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09857 | Current + DR ICD2211-36Q 植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                            | CD2211-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09858 | Durata (DF4) 除颤电极导线                 | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09859 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)            | IsoFlex S 1642T                                     | IsoFlex S 1642T                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09860 | 数据传输器Merlin@home EX1150             | 5V 2.4A                                             | EX1150                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09861 | Current + DR ICD2211-36Q 植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                            | CD2211-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09862 | Durata (DF4) 除颤电极导线                 | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09863 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)         | 46cm\$52cm                                          | 1944                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09864 | 数据传输器Merlin@home EX1150             | 5V 2.4A                                             | EX1150                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09865 | Current + DR ICD2211-36Q 植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                            | CD2211-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09866 | Durata (DF4) 除颤电极导线                 | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                | 产品规格                                               | 产品型号                              | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09867 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动        | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径： | Tendril ST 1888TC                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09868 | 数据传输器Merlin@home EX1150             | 5V 2.4A                                            | EX1150                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09869 | Current + DR ICD2211-36Q 植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                           | CD2211-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09870 | Durata（DF4）除颤电极导线                   | Durata（DF4）除颤电极导线（被动）\$Durata（DF4）除颤电极导线（主动）       | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09871 | OptiSense 1999                      | 1999                                               | 1999                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09872 | 数据传输器Merlin@home EX1150             | 5V 2.4A                                            | EX1150                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09873 | Current + DR ICD2211-36Q 植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                           | CD2211-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09874 | Durata（DF4）除颤电极导线                   | Durata（DF4）除颤电极导线（被动）\$Durata（DF4）除颤电极导线（主动）       | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09875 | Tendril STS 1988TC, 2088TC          | 1988TC\$2088TC                                     | 1988TC\$2088TC                    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09876 | 数据传输器Merlin@home EX1150             | 5V 2.4A                                            | EX1150                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09877 | Current + DR ICD2211-36Q 植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                           | CD2211-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09878 | Durata（DF4）除颤电极导线                   | Durata（DF4）除颤电极导线（被动）\$Durata（DF4）除颤电极导线（主动）       | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                                        | 产品型号                              | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09879 | Current Accel DR ICD2215-36Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                    | CD2215-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09880 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)               | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09881 | Current Accel DR ICD2215-36Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                    | CD2215-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09882 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动)\$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)          | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09883 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动           | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09884 | Current Accel DR ICD2215-36Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                    | CD2215-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09885 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动)\$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)          | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09886 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)            | 46cm\$52cm                                                  | 1944                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09887 | Current Accel DR ICD2215-36Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                    | CD2215-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09888 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动)\$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)          | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09889 | OptiSense 1999                         | 1999                                                        | 1999                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09890 | Current Accel DR ICD2215-36Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                    | CD2215-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                                | 产品型号                              | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09891 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09892 | Tendril STS 1988TC, 2088TC             | 1988TC\$2088TC                                      | 1988TC\$2088TC                    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09893 | Current Accel DR ICD2215-36Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                            | CD2215-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09894 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09895 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)               | IsoFlex S 1642T                                     | IsoFlex S 1642T                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09896 | 数据传输器Merlin@home EX1150                | 5V 2.4A                                             | EX1150                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09897 | Current Accel DR ICD2215-36Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                            | CD2215-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09898 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09899 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)            | 46cm\$52cm                                          | 1944                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09900 | 数据传输器Merlin@home EX1150                | 5V 2.4A                                             | EX1150                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09901 | Current Accel DR ICD2215-36Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                            | CD2215-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09902 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                               | 产品型号                              | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09903 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动           | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径： | Tendril ST 1888TC                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09904 | 数据传输器Merlin@home EX1150                | 5V 2.4A                                            | EX1150                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09905 | Current Accel DR ICD2215-36Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                           | CD2215-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09906 | Durata（DF4）除颤电极导线                      | Durata（DF4）除颤电极导线（被动）\$Durata（DF4）除颤电极导线（主动）       | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09907 | OptiSense 1999                         | 1999                                               | 1999                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09908 | 数据传输器Merlin@home EX1150                | 5V 2.4A                                            | EX1150                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09909 | Current Accel DR ICD2215-36Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                           | CD2215-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09910 | Durata（DF4）除颤电极导线                      | Durata（DF4）除颤电极导线（被动）\$Durata（DF4）除颤电极导线（主动）       | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09911 | Tendril STS 1988TC, 2088TC             | 1988TC\$2088TC                                     | 1988TC\$2088TC                    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09912 | 数据传输器Merlin@home EX1150                | 5V 2.4A                                            | EX1150                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09913 | Current Accel DR ICD2215-36Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                           | CD2215-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09914 | Durata（DF4）除颤电极导线                      | Durata（DF4）除颤电极导线（被动）\$Durata（DF4）除颤电极导线（主动）       | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                             | 产品规格                                                        | 产品型号                              | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09915 | Fortify DR ICD2231-40Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                    | CD2231-40Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09916 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)         | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09917 | Fortify DR ICD2231-40Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                    | CD2231-40Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09918 | Durata (DF4) 除颤电极导线              | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动)\$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)          | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09919 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动     | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09920 | Fortify DR ICD2231-40Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                    | CD2231-40Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09921 | Durata (DF4) 除颤电极导线              | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动)\$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)          | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09922 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)      | 46cm\$52cm                                                  | 1944                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09923 | Fortify DR ICD2231-40Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                    | CD2231-40Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09924 | Durata (DF4) 除颤电极导线              | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动)\$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)          | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09925 | OptiSense 1999                   | 1999                                                        | 1999                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09926 | Fortify DR ICD2231-40Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                    | CD2231-40Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                             | 产品规格                                                        | 产品型号                              | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09927 | Durata (DF4) 除颤电极导线              | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)         | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09928 | Tendril STS 1988TC, 2088TC       | 1988TC\$2088TC                                              | 1988TC\$2088TC                    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09929 | Fortify DR ICD2231-40Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                    | CD2231-40Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09930 | Durata (DF4) 除颤电极导线              | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)         | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09931 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)         | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09932 | 数据传输器Merlin@home EX1150          | 5V 2.4A                                                     | EX1150                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09933 | Fortify DR ICD2231-40Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                    | CD2231-40Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09934 | Durata (DF4) 除颤电极导线              | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)         | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09935 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动     | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09936 | 数据传输器Merlin@home EX1150          | 5V 2.4A                                                     | EX1150                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09937 | Fortify DR ICD2231-40Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                    | CD2231-40Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09938 | Durata (DF4) 除颤电极导线              | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)         | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                             | 产品规格                                                | 产品型号                              | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09939 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)      | 46cm\$52cm                                          | 1944                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09940 | 数据传输器Merlin@home EX1150          | 5V 2.4A                                             | EX1150                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09941 | Fortify DR ICD2231-40Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                            | CD2231-40Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09942 | Durata (DF4) 除颤电极导线              | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09943 | Tendril STS 1988TC, 2088TC       | 1988TC\$2088TC                                      | 1988TC\$2088TC                    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09944 | 数据传输器Merlin@home EX1150          | 5V 2.4A                                             | EX1150                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09945 | Fortify DR ICD2231-40Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                            | CD2231-40Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09946 | Durata (DF4) 除颤电极导线              | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09947 | OptiSense 1999                   | 1999                                                | 1999                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09948 | 数据传输器Merlin@home EX1150          | 5V 2.4A                                             | EX1150                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09949 | Fortify DR ICD2231-40Q植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                            | CD2231-40Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09950 | Durata (DF4) 除颤电极导线              | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |



| 流水号    | 产品名称                            | 产品规格                                                             | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09951 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                         | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09952 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)        | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09953 | Durata 除颤电极导线双极主动               | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09954 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                         | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09955 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)        | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09956 | Durata 除颤电极导线双极被动               | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09957 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                         | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09958 | Durata 除颤电极导线双极主动               | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09959 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)     | 46cm\$52cm                                                       | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09960 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                         | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09961 | Durata 除颤电极导线双极被动               | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09962 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)     | 46cm\$52cm                                                       | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                            | 产品规格                                                             | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09963 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                         | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09964 | Durata 除颤电极导线双极主动               | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09965 | OptiSense 1999                  | 1999                                                             | 1999                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09966 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                         | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09967 | Durata 除颤电极导线双极被动               | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09968 | OptiSense 1999                  | 1999                                                             | 1999                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09969 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                         | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09970 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动    | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09971 | Durata 除颤电极导线双极主动               | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09972 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                         | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09973 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动    | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09974 | Durata 除颤电极导线双极被动               | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                            | 产品规格                                                             | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09975 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                         | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09976 | Durata 除颤电极导线双极主动               | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09977 | Tendril STS 1988TC, 2088TC      | 1988TC\$2088TC                                                   | 1988TC\$2088TC                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09978 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                         | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09979 | Durata 除颤电极导线双极被动               | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09980 | Tendril STS 1988TC, 2088TC      | 1988TC\$2088TC                                                   | 1988TC\$2088TC                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09981 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                         | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09982 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)        | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09983 | Durata 除颤电极导线双极主动               | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09984 | 数据传输器Merlin@home EX1150         | 5V 2.4A                                                          | EX1150                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09985 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                         | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q09986 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)        | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                            | 产品规格                                                   | 产品型号                                  | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09987 | Durata 除颤电极导线双极被动               | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09988 | 数据传输器Merlin@home EX1150         | 5V 2.4A                                                | EX1150                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09989 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                               | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09990 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动    | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09991 | Durata 除颤电极导线双极主动               | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09992 | 数据传输器Merlin@home EX1150         | 5V 2.4A                                                | EX1150                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09993 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                               | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09994 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动    | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09995 | Durata 除颤电极导线双极被动               | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09996 | 数据传输器Merlin@home EX1150         | 5V 2.4A                                                | EX1150                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09997 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                               | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q09998 | Durata 除颤电极导线双极主动               | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                            | 产品规格                                                             | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q09999 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)     | 46cm\$52cm                                                       | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10000 | 数据传输器Merlin@home EX1150         | 5V 2.4A                                                          | EX1150                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10001 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                         | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10002 | Durata 除颤电极导线双极被动               | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10003 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)     | 46cm\$52cm                                                       | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10004 | 数据传输器Merlin@home EX1150         | 5V 2.4A                                                          | EX1150                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10005 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                         | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10006 | Durata 除颤电极导线双极主动               | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10007 | OptiSense 1999                  | 1999                                                             | 1999                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10008 | 数据传输器Merlin@home EX1150         | 5V 2.4A                                                          | EX1150                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10009 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器 | DDIR型ICD                                                         | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10010 | Durata 除颤电极导线双极被动               | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                | 产品规格                                                             | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10011 | OptiSense 1999                      | 1999                                                             | 1999                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10012 | 数据传输器Merlin@home EX1150             | 5V 2.4A                                                          | EX1150                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10013 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器     | DDIR型ICD                                                         | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10014 | Durata 除颤电极导线双极主动                   | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:      | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10015 | Tendril STS 1988TC, 2088TC          | 1988TC\$2088TC                                                   | 1988TC\$2088TC                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10016 | 数据传输器Merlin@home EX1150             | 5V 2.4A                                                          | EX1150                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10017 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器     | DDIR型ICD                                                         | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10018 | Durata 除颤电极导线双极被动                   | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10019 | Tendril STS 1988TC, 2088TC          | 1988TC\$2088TC                                                   | 1988TC\$2088TC                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10020 | 数据传输器Merlin@home EX1150             | 5V 2.4A                                                          | EX1150                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10021 | Fortify DR ICD2231-40植入式心脏复律除颤器     | DDIR型ICD                                                         | CD2231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10022 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                | CD3231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                        | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10023 | Unify DF4 CD3231-40Q CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器    | 三腔起搏器+ICD 各种型号                                                                                 | CD3231-40Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10025 | Promote Accel CD3215-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3215-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10026 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器         | 盒                                                                                              | CD3231-40                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10027 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器         | 盒                                                                                              | CD3231-40                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10028 | CPS Direct SL II                            | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10029 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器         | 盒                                                                                              | CD3231-40                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10030 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)                    | IsoFlex S 1642T                                                                                | IsoFlex S 1642T                                                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10031 | Durata 除颤电极导线双极被动                           | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM;                               | Durata 7170\$Durata 7171                                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10032 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10033 | CPS Direct SL II                            | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10034 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器         | 盒                                                                                              | CD3231-40                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10036 | Durata 除颤电极导线双极主动                           | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:                                    | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                | 产品规格                                                        | 产品型号                                  | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10037 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                       | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10038 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)         | 46cm\$52cm                                                  | 1944                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10039 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                           | CD3231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10040 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动        | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10042 | Durata 除颤电极导线双极主动                   | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10043 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                       | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10044 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                           | CD3231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10046 | Durata 除颤电极导线双极主动                   | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10047 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                       | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10048 | Tendril STS 1988TC, 2088TC          | 1988TC\$2088TC                                              | 1988TC\$2088TC                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10049 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                           | CD3231-40                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10051 | Durata 除颤电极导线双极主动                   | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |



| 流水号    | 产品名称                                | 产品规格                                                             | 产品型号                     | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10052 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                            | QuickFlex $\mu$ 1258T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10053 | OptiSense 1999                      | 1999                                                             | 1999                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10054 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                | CD3231-40                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10056 | Durata 除颤电极导线双极被动                   | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10057 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                            | QuickFlex $\mu$ 1258T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10058 | Tendril STS 1988TC, 2088TC          | 1988TC\$2088TC                                                   | 1988TC\$2088TC           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10059 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                | CD3231-40                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10060 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动        | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:      | Tendril ST 1888TC        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10062 | Durata 除颤电极导线双极被动                   | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10063 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                            | QuickFlex $\mu$ 1258T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10064 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                | CD3231-40                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10066 | Durata 除颤电极导线双极被动                   | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |



| 流水号    | 产品名称                                | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10080 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3231-40                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10082 | Durata 除颤电极导线双极主动                   | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:                                    | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10083 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10084 | Tendril STS 1988TC, 2088TC          | 1988TC\$2088TC                                                                                 | 1988TC\$2088TC                                                      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10085 | 数据传输器Merlin@home EX1150             | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10086 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3231-40                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10087 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动        | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:                                    | Tendril ST 1888TC                                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10088 | Durata 除颤电极导线双极主动                   | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:                                    | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10089 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10090 | CPS Direct SL II                    | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10091 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3231-40                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10092 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)            | IsoFlex S 1642T                                                                                | IsoFlex S 1642T                                                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10094 | Durata 除颤电极导线双极主动                   | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：                                             | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10095 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10096 | 数据传输器Merlin@home EX1150             | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10097 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3231-40                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10098 | Durata 除颤电极导线双极主动                   | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：                                             | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10099 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10100 | Tendril STS 1988TC, 2088TC          | 1988TC\$2088TC                                                                                 | 1988TC\$2088TC                                                      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10101 | CPS Direct SL II                    | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10102 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3231-40                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10104 | Durata 除颤电极导线双极主动                   | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：                                             | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10105 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10106 | OptiSense 1999                      | 1999                                                                                           | 1999                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                                    | 产品规格                                                                                                   | 产品型号                                                                        | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10107 | 数据传输器Merlin@home<br>EX1150              | 5V 2.4A                                                                                                | EX1150                                                                      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10108 | Unify CD3231-40 CRT-D 植<br>入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                                      | CD3231-40                                                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10109 | Durata 除颤电极导线双极主<br>动                   | 直径: 外径: 2.34MM; 长度:<br>60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长<br>度: 65CM\$直径: 外径:                                     | Durata 7120\$Durata<br>7121\$Durata 7122                                    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10110 | QuickFlex左心电极导线                         | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10111 | OptiSense 1999                          | 1999                                                                                                   | 1999                                                                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10112 | CPS Direct SL II                        | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C<br>004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$<br>DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C<br>003\$DS2C004\$DS2C005\$<br>DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10113 | Unify CD3231-40 CRT-D 植<br>入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                                      | CD3231-40                                                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10114 | Durata 除颤电极导线双极被<br>动                   | 直径: 外径: 2.3MM; 长度:<br>60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长<br>度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM;                                | Durata 7170\$Durata<br>7171                                                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10115 | QuickFlex左心电极导线                         | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10116 | Tendril STS 1988TC,<br>2088TC           | 1988TC\$2088TC                                                                                         | 1988TC\$2088TC                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10117 | CPS Direct SL II                        | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C<br>004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$<br>DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C<br>003\$DS2C004\$DS2C005\$<br>DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10118 | Unify CD3231-40 CRT-D 植<br>入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                                      | CD3231-40                                                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                | 产品规格                                                   | 产品型号                     | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10120 | Durata 除颤电极导线双极被动                   | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10121 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10122 | Tendril STS 1988TC, 2088TC          | 1988TC\$2088TC                                         | 1988TC\$2088TC           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10123 | 数据传输器Merlin@home EX1150             | 5V 2.4A                                                | EX1150                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10124 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                      | CD3231-40                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10125 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动        | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10127 | Durata 除颤电极导线双极被动                   | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10128 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10129 | 数据传输器Merlin@home EX1150             | 5V 2.4A                                                | EX1150                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10130 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                      | CD3231-40                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10131 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动        | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：     | Tendril ST 1888TC        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10132 | Durata 除颤电极导线双极被动                   | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                                | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10133 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10134 | CPS Direct SL II                    | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10135 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3231-40                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10137 | Durata 除颤电极导线双极被动                   | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM;                               | Durata 7170\$Durata 7171                                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10138 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10139 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)         | 46cm\$52cm                                                                                     | 1944                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10140 | 数据传输器Merlin@home EX1150             | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10141 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3231-40                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10142 | Durata 除颤电极导线双极被动                   | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM;                               | Durata 7170\$Durata 7171                                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10143 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10144 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)         | 46cm\$52cm                                                                                     | 1944                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10145 | CPS Direct SL II                    | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                | 产品规格                                                             | 产品型号                     | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10146 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                | CD3231-40                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10147 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)            | IsoFlex S 1642T                                                  | IsoFlex S 1642T          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10149 | Durata 除颤电极导线双极被动                   | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10150 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                            | QuickFlex $\mu$ 1258T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10151 | 数据传输器Merlin@home EX1150             | 5V 2.4A                                                          | EX1150                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10152 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                | CD3231-40                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10154 | Durata 除颤电极导线双极被动                   | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM; | Durata 7170\$Durata 7171 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10155 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                            | QuickFlex $\mu$ 1258T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10156 | OptiSense 1999                      | 1999                                                             | 1999                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10157 | 数据传输器Merlin@home EX1150             | 5V 2.4A                                                          | EX1150                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10158 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                | CD3231-40                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10160 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                            | QuickFlex $\mu$ 1258T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |



| 流水号    | 产品名称                                     | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10161 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)              | 46cm\$52cm                                                                                     | 1944                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10162 | Durata (DF4) 除颤电极导线                      | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动)\$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                             | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10163 | Unify DF4 CD3231-40Q CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 三腔起搏器+ICD 各种型号                                                                                 | CD3231-40Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10164 | Durata 除颤电极导线双极主动                        | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:                                    | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10165 | QuickFlex左心电极导线                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10166 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)              | 46cm\$52cm                                                                                     | 1944                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10167 | CPS Direct SL II                         | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10168 | 数据传输器Merlin@home EX1150                  | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10169 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器      | 盒                                                                                              | CD3231-40                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10170 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动             | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:                                    | Tendril ST 1888TC                                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10172 | QuickFlex左心电极导线                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10173 | Durata (DF4) 除颤电极导线                      | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动)\$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                             | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                     | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10174 | Unify DF4 CD3231-40Q CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 三腔起搏器+ICD 各种型号                                                                                 | CD3231-40Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10175 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动             | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:                                    | Tendril ST 1888TC                                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10176 | Durata 除颤电极导线双极主动                        | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:                                    | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10177 | QuickFlex左心电极导线                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10178 | CPS Direct SL II                         | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10179 | 数据传输器Merlin@home EX1150                  | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10180 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器      | 盒                                                                                              | CD3231-40                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10182 | QuickFlex左心电极导线                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10183 | Tendril STS 1988TC, 2088TC               | 1988TC\$2088TC                                                                                 | 1988TC\$2088TC                                                      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10184 | Durata (DF4) 除颤电极导线                      | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动)\$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                             | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10185 | Unify DF4 CD3231-40Q CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 三腔起搏器+ICD 各种型号                                                                                 | CD3231-40Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10186 | Durata 除颤电极导线双极主动                        | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:                                    | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                     | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10187 | QuickFlex左心电极导线                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10188 | Tendril STS 1988TC, 2088TC               | 1988TC\$2088TC                                                                                 | 1988TC\$2088TC                                                      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10189 | CPS Direct SL II                         | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10190 | 数据传输器Merlin@home EX1150                  | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10191 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器      | 盒                                                                                              | CD3231-40                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10192 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)                 | IsoFlex S 1642T                                                                                | IsoFlex S 1642T                                                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10194 | QuickFlex左心电极导线                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10195 | Durata (DF4) 除颤电极导线                      | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10196 | Unify DF4 CD3231-40Q CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 三腔起搏器+ICD 各种型号                                                                                 | CD3231-40Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10197 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)                 | IsoFlex S 1642T                                                                                | IsoFlex S 1642T                                                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10198 | Durata 除颤电极导线双极主动                        | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:                                    | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10199 | QuickFlex左心电极导线                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10200 | CPS Direct SL II                    | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10201 | 数据传输器Merlin@home EX1150             | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10202 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3231-40                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10203 | Durata 除颤电极导线双极主动                   | 直径: 外径: 2.34MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.34MM; 长度: 65CM\$直径: 外径:                                    | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10204 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10205 | OptiSense 1999                      | 1999                                                                                           | 1999                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10206 | CPS Direct SL II                    | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10207 | 数据传输器Merlin@home EX1150             | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10208 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3231-40                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10209 | Durata 除颤电极导线双极被动                   | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM;                               | Durata 7170\$Durata 7171                                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10210 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10212 | CPS Direct SL II                    | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                             | 产品规格                                                                                                   | 产品型号                                                                        | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10213 | 数据传输器Merlin@home<br>EX1150                       | 5V 2.4A                                                                                                | EX1150                                                                      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10214 | Unify CD3231-40 CRT-D 植<br>入式心脏再同步复律除颤器          | 盒                                                                                                      | CD3231-40                                                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10216 | QuickFlex左心电极导线                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10217 | OptiSense 1999                                   | 1999                                                                                                   | 1999                                                                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10218 | Durata (DF4) 除颤电极导线                              | Durata (DF4) 除颤电极导线<br>(被动) \$Durata (DF4) 除颤<br>电极导线 (主动)                                             | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$71<br>21Q\$7122Q                                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10219 | Unify DF4 CD3231-40Q CRT-<br>D 植入式心脏再同步复律除<br>颤器 | 三腔起搏器+ICD 各种型号                                                                                         | CD3231-40Q                                                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10220 | QuickFlex左心电极导线                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10221 | 双极心房电极 (IsoFlex<br>Optim 1944)                   | 46cm\$52cm                                                                                             | 1944                                                                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10222 | CPS Direct SL II                                 | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C<br>004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$<br>DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C<br>003\$DS2C004\$DS2C005\$<br>DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10223 | Durata (DF4) 除颤电极导线                              | Durata (DF4) 除颤电极导线<br>(被动) \$Durata (DF4) 除颤<br>电极导线 (主动)                                             | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$71<br>21Q\$7122Q                                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10224 | Unify DF4 CD3231-40Q CRT-<br>D 植入式心脏再同步复律除<br>颤器 | 三腔起搏器+ICD 各种型号                                                                                         | CD3231-40Q                                                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10225 | Tendril ST 1888TC 起搏电<br>极导线双极主动                 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度:<br>46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长<br>度: 52CM\$直径: 外径:                                     | Tendril ST 1888TC                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                     | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10226 | Durata 除颤电极导线双极被动                        | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM；                                         | Durata 7170\$Durata 7171                                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10227 | QuickFlex左心电极导线                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10228 | CPS Direct SL II                         | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10229 | 数据传输器Merlin@home EX1150                  | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10230 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器      | 盒                                                                                              | CD3231-40                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10231 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动             | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：                                             | Tendril ST 1888TC                                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10232 | QuickFlex左心电极导线                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10233 | CPS Direct SL II                         | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10234 | Durata (DF4) 除颤电极导线                      | Durata (DF4) 除颤电极导线（被动）\$Durata (DF4) 除颤电极导线（主动）                                               | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10235 | Unify DF4 CD3231-40Q CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 三腔起搏器+ICD 各种型号                                                                                 | CD3231-40Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10236 | Durata 除颤电极导线双极被动                        | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM；                                         | Durata 7170\$Durata 7171                                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q10237 | QuickFlex左心电极导线                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                                     | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10238 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)              | 46cm\$52cm                                                                                     | 1944                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10239 | CPS Direct SL II                         | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10240 | 数据传输器Merlin@home EX1150                  | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10241 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器      | 盒                                                                                              | CD3231-40                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10242 | QuickFlex左心电极导线                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10243 | Tendril STS 1988TC, 2088TC               | 1988TC\$2088TC                                                                                 | 1988TC\$2088TC                                                      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10244 | CPS Direct SL II                         | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10245 | Durata (DF4) 除颤电极导线                      | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10246 | Unify DF4 CD3231-40Q CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 三腔起搏器+ICD 各种型号                                                                                 | CD3231-40Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10247 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)                 | IsoFlex S 1642T                                                                                | IsoFlex S 1642T                                                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10248 | Durata 除颤电极导线双极被动                        | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM;                               | Durata 7170\$Durata 7171                                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10249 | QuickFlex左心电极导线                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10250 | CPS Direct SL II                    | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10251 | 数据传输器Merlin@home EX1150             | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10252 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3231-40                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10253 | Durata 除颤电极导线双极被动                   | 直径: 外径: 2.3MM; 长度: 60CM\$直径: 外径: 2.3MM; 长度: 65CM\$直径: 外径: 2.3MM;                               | Durata 7170\$Durata 7171                                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10254 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10255 | OptiSense 1999                      | 1999                                                                                           | 1999                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10256 | CPS Direct SL II                    | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10257 | 数据传输器Merlin@home EX1150             | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10258 | Unify CD3231-40 CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3231-40                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10259 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)            | IsoFlex S 1642T                                                                                | IsoFlex S 1642T                                                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10260 | QuickFlex左心电极导线                     | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10261 | CPS Direct SL II                    | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |





| 流水号    | 产品名称                                        | 产品规格                                                        | 产品型号                              | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10276 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                       | QuickFlex $\mu$ 1258T             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10277 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)                 | 46cm\$52cm                                                  | 1944                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10278 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动)\$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)          | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10279 | Promote Accel CD3215-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                           | CD3215-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10280 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动                | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10282 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                       | QuickFlex $\mu$ 1258T             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10283 | 数据传输器Merlin@home EX1150                     | 5V 2.4A                                                     | EX1150                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10284 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动)\$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)          | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10285 | Unify DF4 CD3231-40Q CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器    | 三腔起搏器+ICD 各种型号                                              | CD3231-40Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10286 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动                | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10288 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                       | QuickFlex $\mu$ 1258T             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10289 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动)\$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)          | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                        | 产品规格                                                | 产品型号                              | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10290 | Promote Accel CD3215-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                   | CD3215-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10292 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                               | QuickFlex $\mu$ 1258T             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10293 | Tendril STS 1988TC, 2088TC                  | 1988TC\$2088TC                                      | 1988TC\$2088TC                    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10294 | 数据传输器Merlin@home EX1150                     | 5V 2.4A                                             | EX1150                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10295 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10296 | Unify DF4 CD3231-40Q CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器    | 三腔起搏器+ICD 各种型号                                      | CD3231-40Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10298 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                               | QuickFlex $\mu$ 1258T             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10299 | Tendril STS 1988TC, 2088TC                  | 1988TC\$2088TC                                      | 1988TC\$2088TC                    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10300 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10301 | Promote Accel CD3215-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                   | CD3215-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10302 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)                    | IsoFlex S 1642T                                     | IsoFlex S 1642T                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10304 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                               | QuickFlex $\mu$ 1258T             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                               | 产品规格                                                       | 产品型号                                  | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10305 | 数据传输器Merlin@home<br>EX1150                         | 5V 2.4A                                                    | EX1150                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10306 | Durata (DF4) 除颤电极导线                                | Durata (DF4) 除颤电极导线<br>(被动) \$Durata (DF4) 除颤<br>电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$71<br>21Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10307 | Unify DF4 CD3231-40Q CRT-<br>D 植入式心脏再同步复律除<br>颤器   | 三腔起搏器+ICD 各种型号                                             | CD3231-40Q                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10308 | 双极心房电极 (IsoFlex S<br>1642T)                        | IsoFlex S 1642T                                            | IsoFlex S 1642T                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10310 | QuickFlex左心电极导线                                    | QuickFlex $\mu$ 1258T                                      | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10311 | Durata (DF4) 除颤电极导线                                | Durata (DF4) 除颤电极导线<br>(被动) \$Durata (DF4) 除颤<br>电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$71<br>21Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10312 | Promote Accel CD3215-36Q<br>CRT-D植入式心脏再同步复律<br>除颤器 | 盒                                                          | CD3215-36Q                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10314 | QuickFlex左心电极导线                                    | QuickFlex $\mu$ 1258T                                      | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10315 | OptiSense 1999                                     | 1999                                                       | 1999                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10316 | 数据传输器Merlin@home<br>EX1150                         | 5V 2.4A                                                    | EX1150                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10317 | Durata (DF4) 除颤电极导线                                | Durata (DF4) 除颤电极导线<br>(被动) \$Durata (DF4) 除颤<br>电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$71<br>21Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10318 | Unify DF4 CD3231-40Q CRT-<br>D 植入式心脏再同步复律除<br>颤器   | 三腔起搏器+ICD 各种型号                                             | CD3231-40Q                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                        | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10320 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10321 | OptiSense 1999                              | 1999                                                                                           | 1999                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10322 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10323 | Promote Accel CD3215-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3215-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10324 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10325 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)                 | 46cm\$52cm                                                                                     | 1944                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10326 | CPS Direct SL II                            | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10327 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10328 | Promote Accel CD3215-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3215-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10329 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10330 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)                 | 46cm\$52cm                                                                                     | 1944                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10331 | CPS Direct SL II                            | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                             | 产品规格                                                                                                   | 产品型号                                                                        | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10332 | 数据传输器Merlin@home<br>EX1150                       | 5V 2.4A                                                                                                | EX1150                                                                      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10333 | Durata (DF4) 除颤电极导线                              | Durata (DF4) 除颤电极导线<br>(被动) \$Durata (DF4) 除颤<br>电极导线 (主动)                                             | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$71<br>21Q\$7122Q                                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10334 | Unify DF4 CD3231-40Q CRT-<br>D 植入式心脏再同步复律除<br>颤器 | 三腔起搏器+ICD 各种型号                                                                                         | CD3231-40Q                                                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10335 | Tendril ST 1888TC 起搏电<br>极导线双极主动                 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度:<br>46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长<br>度: 52CM\$直径: 外径:                                     | Tendril ST 1888TC                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10336 | QuickFlex左心电极导线                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10337 | CPS Direct SL II                                 | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C<br>004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$<br>DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C<br>003\$DS2C004\$DS2C005\$<br>DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10338 | 数据传输器Merlin@home<br>EX1150                       | 5V 2.4A                                                                                                | EX1150                                                                      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10339 | Durata (DF4) 除颤电极导线                              | Durata (DF4) 除颤电极导线<br>(被动) \$Durata (DF4) 除颤<br>电极导线 (主动)                                             | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$71<br>21Q\$7122Q                                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10340 | Unify DF4 CD3231-40Q CRT-<br>D 植入式心脏再同步复律除<br>颤器 | 三腔起搏器+ICD 各种型号                                                                                         | CD3231-40Q                                                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10341 | Tendril ST 1888TC 起搏电<br>极导线双极主动                 | 直径: 外径: 1.87MM; 长度:<br>46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长<br>度: 52CM\$直径: 外径:                                     | Tendril ST 1888TC                                                           | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10342 | QuickFlex左心电极导线                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10343 | CPS Direct SL II                                 | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C<br>004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$<br>DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C<br>003\$DS2C004\$DS2C005\$<br>DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                        | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10344 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10345 | Promote Accel CD3215-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3215-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10346 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10347 | Tendril STS 1988TC, 2088TC                  | 1988TC\$2088TC                                                                                 | 1988TC\$2088TC                                                      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10348 | CPS Direct SL II                            | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10349 | 数据传输器Merlin@home EX1150                     | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10350 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10351 | Unify DF4 CD3231-40Q CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器    | 三腔起搏器+ICD 各种型号                                                                                 | CD3231-40Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10352 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10353 | Tendril STS 1988TC, 2088TC                  | 1988TC\$2088TC                                                                                 | 1988TC\$2088TC                                                      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10354 | CPS Direct SL II                            | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10355 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                        | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10356 | Promote Accel CD3215-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3215-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10357 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)                    | IsoFlex S 1642T                                                                                | IsoFlex S 1642T                                                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10358 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10359 | CPS Direct SL II                            | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10360 | 数据传输器Merlin@home EX1150                     | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10361 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10362 | Unify DF4 CD3231-40Q CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器    | 三腔起搏器+ICD 各种型号                                                                                 | CD3231-40Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10363 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)                    | IsoFlex S 1642T                                                                                | IsoFlex S 1642T                                                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10364 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10365 | CPS Direct SL II                            | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10366 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10367 | Promote Accel CD3215-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3215-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |



| 流水号    | 产品名称                                        | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10368 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10369 | OptiSense 1999                              | 1999                                                                                           | 1999                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10370 | CPS Direct SL II                            | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10371 | 数据传输器Merlin@home EX1150                     | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10372 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10373 | Unify DF4 CD3231-40Q CRT-D 植入式心脏再同步复律除颤器    | 三腔起搏器+ICD 各种型号                                                                                 | CD3231-40Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10374 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10375 | OptiSense 1999                              | 1999                                                                                           | 1999                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10376 | CPS Direct SL II                            | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10377 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10378 | Promote Accel CD3215-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3215-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10380 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                        | 产品规格                                                        | 产品型号                              | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10381 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)                 | 46cm\$52cm                                                  | 1944                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10382 | 数据传输器Merlin@home EX1150                     | 5V 2.4A                                                     | EX1150                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10383 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)         | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10384 | Promote Accel CD3215-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                           | CD3215-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10385 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动                | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10387 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                       | QuickFlex $\mu$ 1258T             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10388 | 数据传输器Merlin@home EX1150                     | 5V 2.4A                                                     | EX1150                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10389 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)         | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10390 | Promote Accel CD3215-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                           | CD3215-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10392 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                       | QuickFlex $\mu$ 1258T             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10393 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)                 | 46cm\$52cm                                                  | 1944                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10394 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)         | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                        | 产品规格                                                        | 产品型号                              | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10395 | Promote+ CD3211-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器      | 盒                                                           | CD3211-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10397 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                       | QuickFlex $\mu$ 1258T             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10398 | Tendril STS 1988TC, 2088TC                  | 1988TC\$2088TC                                              | 1988TC\$2088TC                    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10399 | 数据传输器Merlin@home EX1150                     | 5V 2.4A                                                     | EX1150                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10400 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)         | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10401 | Promote Accel CD3215-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                           | CD3215-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10402 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动                | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10404 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                       | QuickFlex $\mu$ 1258T             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10405 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)         | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10406 | Promote+ CD3211-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器      | 盒                                                           | CD3211-36Q                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10407 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)                    | IsoFlex S 1642T                                             | IsoFlex S 1642T                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10409 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                       | QuickFlex $\mu$ 1258T             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                               | 产品规格                                                       | 产品型号                                  | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10410 | 数据传输器Merlin@home<br>EX1150                         | 5V 2.4A                                                    | EX1150                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10411 | Durata (DF4) 除颤电极导线                                | Durata (DF4) 除颤电极导线<br>(被动) \$Durata (DF4) 除颤<br>电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$71<br>21Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10412 | Promote Accel CD3215-36Q<br>CRT-D植入式心脏再同步复律<br>除颤器 | 盒                                                          | CD3215-36Q                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10414 | QuickFlex左心电极导线                                    | QuickFlex $\mu$ 1258T                                      | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10415 | Tendril STS 1988TC,<br>2088TC                      | 1988TC\$2088TC                                             | 1988TC\$2088TC                        | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10416 | Durata (DF4) 除颤电极导线                                | Durata (DF4) 除颤电极导线<br>(被动) \$Durata (DF4) 除颤<br>电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$71<br>21Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10417 | Promote+ CD3211-36Q CRT-<br>D植入式心脏再同步复律除颤<br>器     | 盒                                                          | CD3211-36Q                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10419 | QuickFlex左心电极导线                                    | QuickFlex $\mu$ 1258T                                      | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10420 | OptiSense 1999                                     | 1999                                                       | 1999                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10421 | 数据传输器Merlin@home<br>EX1150                         | 5V 2.4A                                                    | EX1150                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10422 | Durata (DF4) 除颤电极导线                                | Durata (DF4) 除颤电极导线<br>(被动) \$Durata (DF4) 除颤<br>电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$71<br>21Q\$7122Q | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q10423 | Promote Accel CD3215-36Q<br>CRT-D植入式心脏再同步复律<br>除颤器 | 盒                                                          | CD3215-36Q                            | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                        | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10424 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)                    | IsoFlex S 1642T                                                                                | IsoFlex S 1642T                                                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10426 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10427 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10428 | Promote+ CD3211-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器      | 盒                                                                                              | CD3211-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10429 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10430 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)                 | 46cm\$52cm                                                                                     | 1944                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10431 | CPS Direct SL II                            | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10432 | 数据传输器Merlin@home EX1150                     | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10433 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10434 | Promote Accel CD3215-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3215-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10436 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10437 | OptiSense 1999                              | 1999                                                                                           | 1999                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                        | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                          | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10438 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10439 | Promote+ CD3211-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器      | 盒                                                                                              | CD3211-36Q                                                          | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10440 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动                | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:                                    | Tendril ST 1888TC                                                   | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10441 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10442 | CPS Direct SL II                            | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10443 | 数据传输器Merlin@home EX1150                     | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10444 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10445 | Promote Accel CD3215-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3215-36Q                                                          | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10446 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10447 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)                 | 46cm\$52cm                                                                                     | 1944                                                                | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10448 | CPS Direct SL II                            | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10449 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                        | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10450 | Promote+ CD3211-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器      | 盒                                                                                              | CD3211-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10451 | Promote Accel CD3215-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3215-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10452 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10453 | Tendril STS 1988TC, 2088TC                  | 1988TC\$2088TC                                                                                 | 1988TC\$2088TC                                                      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10454 | CPS Direct SL II                            | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10455 | 数据传输器Merlin@home EX1150                     | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10456 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10457 | Promote Accel CD3215-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3215-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10458 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动                | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:                                    | Tendril ST 1888TC                                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10459 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10460 | CPS Direct SL II                            | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10461 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                        | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10462 | Promote+ CD3211-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器      | 盒                                                                                              | CD3211-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10463 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)                    | IsoFlex S 1642T                                                                                | IsoFlex S 1642T                                                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10464 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10465 | CPS Direct SL II                            | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10466 | 数据传输器Merlin@home EX1150                     | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10467 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10468 | Promote Accel CD3215-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3215-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10469 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10470 | Tendril STS 1988TC, 2088TC                  | 1988TC\$2088TC                                                                                 | 1988TC\$2088TC                                                      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10471 | CPS Direct SL II                            | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10472 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10473 | Promote+ CD3211-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器      | 盒                                                                                              | CD3211-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |



| 流水号    | 产品名称                                        | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10474 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10475 | OptiSense 1999                              | 1999                                                                                           | 1999                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10476 | CPS Direct SL II                            | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10477 | 数据传输器Merlin@home EX1150                     | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10478 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10479 | Promote Accel CD3215-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3215-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10480 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)                    | IsoFlex S 1642T                                                                                | IsoFlex S 1642T                                                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10481 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10482 | CPS Direct SL II                            | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10483 | Durata (DF4) 除颤电极导线                         | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10484 | Promote+ CD3211-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器      | 盒                                                                                              | CD3211-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10486 | QuickFlex左心电极导线                             | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10487 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)            | 46cm\$52cm                                                                                     | 1944                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10488 | 数据传输器Merlin@home EX1150                | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10489 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动)\$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                             | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10490 | Promote+ CD3211-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3211-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10491 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动           | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:                                    | Tendril ST 1888TC                                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10493 | QuickFlex左心电极导线                        | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10494 | 数据传输器Merlin@home EX1150                | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10495 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动)\$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                             | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10496 | Promote+ CD3211-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3211-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10497 | QuickFlex左心电极导线                        | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10498 | OptiSense 1999                         | 1999                                                                                           | 1999                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10499 | CPS Direct SL II                       | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                                | 产品型号                              | 生产企业                                                                          | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10500 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10501 | Promote+ CD3211-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                   | CD3211-36Q                        | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10503 | QuickFlex左心电极导线                        | QuickFlex $\mu$ 1258T                               | QuickFlex $\mu$ 1258T             | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10504 | Tendril STS 1988TC, 2088TC             | 1988TC\$2088TC                                      | 1988TC\$2088TC                    | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10505 | 数据传输器Merlin@home EX1150                | 5V 2.4A                                             | EX1150                            | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10506 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10507 | Promote+ CD3211-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                   | CD3211-36Q                        | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10508 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)               | IsoFlex S 1642T                                     | IsoFlex S 1642T                   | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10510 | QuickFlex左心电极导线                        | QuickFlex $\mu$ 1258T                               | QuickFlex $\mu$ 1258T             | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10511 | 数据传输器Merlin@home EX1150                | 5V 2.4A                                             | EX1150                            | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10512 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动) | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10513 | Promote+ CD3211-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                   | CD3211-36Q                        | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10515 | QuickFlex左心电极导线                        | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10516 | OptiSense 1999                         | 1999                                                                                           | 1999                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10517 | 数据传输器Merlin@home EX1150                | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10518 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10519 | Promote+ CD3211-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3211-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10520 | QuickFlex左心电极导线                        | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10521 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)            | 46cm\$52cm                                                                                     | 1944                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10522 | CPS Direct SL II                       | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10523 | 数据传输器Merlin@home EX1150                | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10524 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10525 | Promote+ CD3211-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3211-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10526 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动           | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径:                                    | Tendril ST 1888TC                                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10527 | QuickFlex左心电极导线                        | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10528 | CPS Direct SL II                       | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10529 | 数据传输器Merlin@home EX1150                | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10530 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10531 | Promote+ CD3211-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3211-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10532 | QuickFlex左心电极导线                        | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10533 | Tendril STS 1988TC, 2088TC             | 1988TC\$2088TC                                                                                 | 1988TC\$2088TC                                                      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10534 | CPS Direct SL II                       | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10535 | 数据传输器Merlin@home EX1150                | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10536 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10537 | Promote+ CD3211-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3211-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10538 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)               | IsoFlex S 1642T                                                                                | IsoFlex S 1642T                                                     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q10539 | QuickFlex左心电极导线                        | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10540 | CPS Direct SL II                       | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10541 | 数据传输器Merlin@home EX1150                | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10542 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10543 | Promote+ CD3211-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3211-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10544 | QuickFlex左心电极导线                        | QuickFlex $\mu$ 1258T                                                                          | QuickFlex $\mu$ 1258T                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10545 | OptiSense 1999                         | 1999                                                                                           | 1999                                                                | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10546 | CPS Direct SL II                       | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C012\$DS2C013\$DS2C014\$DS2C | DS2C001\$DS2C002\$DS2C003\$DS2C004\$DS2C005\$DS2C006\$DS2C011\$DS2C | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10547 | 数据传输器Merlin@home EX1150                | 5V 2.4A                                                                                        | EX1150                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10548 | Durata (DF4) 除颤电极导线                    | Durata (DF4) 除颤电极导线 (被动) \$Durata (DF4) 除颤电极导线 (主动)                                            | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q                                   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10549 | Promote+ CD3211-36Q CRT-D植入式心脏再同步复律除颤器 | 盒                                                                                              | CD3211-36Q                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q10550 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线                   | 4965                                                                                           | 4965                                                                | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号              | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|
| Q10551 | Relia SSI型心脏起搏器        |                                                   | RES01             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10552 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10553 | Relia SSI型心脏起搏器        |                                                   | RES01             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10555 | Relia SSI型心脏起搏器        |                                                   | RES01             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10556 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10557 | Relia SSI型心脏起搏器        |                                                   | RES01             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10558 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10559 | Relia SSI型心脏起搏器        |                                                   | RES01             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10560 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10561 | Relia SSIR型心脏起搏器       | RESR01                                            | RESR01            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10562 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10563 | Relia SSIR型心脏起搏器       | RESR01                                            | RESR01            | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号              | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|
| Q10565 | Relia SSIR型心脏起搏器       | RESR01                                            | RESR01            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10566 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10567 | Relia SSIR型心脏起搏器       | RESR01                                            | RESR01            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10568 | CapSure Epi 心外膜起搏器导线   | 4965                                              | 4965              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10569 | Relia SSIR型心脏起搏器       | RESR01                                            | RESR01            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10570 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10571 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10573 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10576 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10586 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10587 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10589 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                              | 产品型号              | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------|
| Q10590 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10592 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10595 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10597 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10598 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10600 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10603 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10613 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                                              | 4574              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10614 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10616 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4074                                              | 4074              | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10617 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10619 | SelectSecure 3830      | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F | SelectSecure 3830 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                                                          | 生产企业                            | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| Q10622 | SelectSecure 3830                     | 长度：59CM；外径：4.1F\$长度：69CM；外径：4.1F\$长度：74CM；外径：4.1F                                             | SelectSecure 3830                                                                             | 美国Medtronic Inc.                |      |
| Q10624 | Safe Sheath 标准型 经皮下电极传送鞘管系统（带止血阀和灌注口） | HLS1005M\$HLS1006M\$HLS1007M\$HLS1008M\$HLS10085M\$HLS1009M\$HLS10095M\$HLS1010M\$HLS10105M\$ | HLS1005M\$HLS1006M\$HLS1007M\$HLS1008M\$HLS10085M\$HLS1009M\$HLS10095M\$HLS1010M\$HLS10105M\$ | 美国 Thomas Medical Products Inc. |      |
| Q10739 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                                                                          | 4574                                                                                          | 美国Medtronic Inc.                |      |
| Q10740 | Protecta DF-4 DDDR型ICD心脏复律除颤器         | Protecta VR D364DRM                                                                           | Protecta VR D364DRM                                                                           | 美国Medtronic Inc.                |      |
| Q10741 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线                | Sprint Quattro Secure 6947M                                                                   | Sprint Quattro Secure 6947M                                                                   | 美国Medtronic Inc.                |      |
| Q10743 | Protecta DF-4 DDDR型ICD心脏复律除颤器         | Protecta VR D364DRM                                                                           | Protecta VR D364DRM                                                                           | 美国Medtronic Inc.                |      |
| Q10744 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线                | Sprint Quattro Secure 6947M                                                                   | Sprint Quattro Secure 6947M                                                                   | 美国Medtronic Inc.                |      |
| Q10745 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                                                                                          | 4574                                                                                          | 美国Medtronic Inc.                |      |
| Q10746 | Protecta DF-4 DDDR型ICD心脏复律除颤器         | Protecta VR D354DRM                                                                           | Protecta VR D354DRM                                                                           | 美国Medtronic Inc.                |      |
| Q10747 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线                | Sprint Quattro Secure 6947M                                                                   | Sprint Quattro Secure 6947M                                                                   | 美国Medtronic Inc.                |      |
| Q10749 | Protecta DF-4 DDDR型ICD心脏复律除颤器         | Protecta VR D354DRM                                                                           | Protecta VR D354DRM                                                                           | 美国Medtronic Inc.                |      |
| Q10750 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线                | Sprint Quattro Secure 6947M                                                                   | Sprint Quattro Secure 6947M                                                                   | 美国Medtronic Inc.                |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q10751 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10752 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10753 | 导管切开刀                                  | 6230UNI                      | 6230UNI                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10754 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10756 | Protecta XT CRT-D                      | D354TRG                      | D354TRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10757 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线        | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10758 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10759 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10761 | Protecta XT CRT-D                      | D354TRG                      | D354TRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10762 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线        | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10763 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10764 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                            | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q10765 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10766 | Sprint ICD 除颤电极导线               | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10768 | Protecta XT CRT-D               | D354TRG                      | D354TRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10769 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10770 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10771 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10772 | Sprint 除颤电极导线                   | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10774 | Protecta XT CRT-D               | D354TRG                      | D354TRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10775 | Attain Ability Plus左室双阴极导线      | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus 4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10776 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10777 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10778 | Sprint ICD 除颤电极导线               | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                      | 产品规格                         | 产品型号                            | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| Q10780 | Protecta XT CRT-D                         | D354TRG                      | D354TRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10781 | Attain Ability Plus左室双<br>阴极导线            | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus<br>4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10782 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10783 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                   | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10784 | Attain CRT 静脉造影球囊                         | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10785 | Protecta XT CRT-D                         | D354TRG                      | D354TRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10786 | Attain Ability Straight<br>左室双阴极导线        | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability<br>Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10787 | Sprint™电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10788 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10789 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                   | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10790 | Attain CRT 静脉造影球囊                         | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10791 | Sprint 除颤电极导线                             | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro<br>Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                               | 产品规格                         | 产品型号                            | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| Q10792 | Protecta XT CRT-D                  | D354TRG                      | D354TRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10793 | Attain Ability Plus左室双<br>阴极导线     | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus<br>4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10794 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线         | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10795 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统            | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10796 | Attain CRT 静脉造影球囊                  | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10797 | Sprint 除颤电极导线                      | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro<br>Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10798 | Protecta XT CRT-D                  | D354TRG                      | D354TRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10799 | Attain Ability Straight<br>左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability<br>Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10800 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线         | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10801 | Attain CRT 静脉造影球囊                  | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10802 | 导管切开刀                              | 6230UNI                      | 6230UNI                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10803 | Sprint 除颤电极导线                      | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro<br>Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                      | 产品规格                         | 产品型号                            | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| Q10805 | Protect CRT-D                             | D364TRG                      | D364TRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10806 | Attain Ability Straight<br>左室双阴极导线        | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability<br>Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10807 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10808 | Attain CRT 静脉造影球囊                         | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10810 | Protect CRT-D                             | D364TRG                      | D364TRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10811 | Attain Ability Straight<br>左室双阴极导线        | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability<br>Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10812 | Sprint™电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10813 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10814 | Attain CRT 静脉造影球囊                         | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10815 | Sprint 除颤电极导线                             | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro<br>Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10817 | Protect CRT-D                             | D364TRG                      | D364TRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10818 | Attain Ability Plus左室双<br>阴极导线            | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus<br>4296     | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                            | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q10819 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10820 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10821 | Sprint ICD 除颤电极导线               | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10823 | Protect CRT-D                   | D364TRG                      | D364TRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10824 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10825 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10826 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10827 | Sprint ICD 除颤电极导线               | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10829 | Protect CRT-D                   | D364TRG                      | D364TRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10830 | Attain Ability Plus左室双阴极导线      | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus 4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10831 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10832 | Attain CRT 左室导线递送系统             | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                                      | 产品规格                         | 产品型号                            | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| Q10833 | Attain CRT 静脉造影球囊                         | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10834 | Protect CRT-D                             | D364TRG                      | D364TRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10835 | Attain Ability Straight<br>左室双阴极导线        | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability<br>Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10836 | Sprint™电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10837 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10838 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                   | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10839 | Attain CRT 静脉造影球囊                         | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10840 | Sprint 除颤电极导线                             | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro<br>Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10841 | Protect CRT-D                             | D364TRG                      | D364TRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10842 | Attain Ability Plus左室双<br>阴极导线            | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus<br>4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10843 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10844 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                   | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A                | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                            | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q10845 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10846 | Sprint 除颤电极导线                   | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10847 | Protect CRT-D                   | D364TRG                      | D364TRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10848 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10849 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10850 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10851 | 导管切开刀                           | 6230UNI                      | 6230UNI                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10852 | Sprint 除颤电极导线                   | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10854 | Egida CRT-D                     | D394TRG                      | D394TRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10855 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10856 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10857 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                      | 产品规格                         | 产品型号                            | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| Q10859 | Egida CRT-D                               | D394TRG                      | D394TRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10860 | Attain Ability Straight<br>左室双阴极导线        | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability<br>Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10861 | Sprint™电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10862 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10863 | Attain CRT 静脉造影球囊                         | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10864 | Sprint ICD 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro<br>Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10866 | Egida CRT-D                               | D394TRG                      | D394TRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10867 | Attain Ability Straight<br>左室双阴极导线        | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability<br>Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10868 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10869 | Attain CRT 静脉造影球囊                         | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10870 | Sprint 除颤电极导线                             | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro<br>Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10872 | Egida CRT-D                               | D394TRG                      | D394TRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                       | 产品规格                         | 产品型号                            | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| Q10873 | Attain Ability Plus左室双<br>阴极导线             | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus<br>4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10874 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                 | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10875 | Attain CRT 静脉造影球囊                          | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10876 | Sprint ICD 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro<br>Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10878 | Egida CRT-D                                | D394TRG                      | D394TRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10879 | Attain Ability Plus左室双<br>阴极导线             | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus<br>4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10880 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                 | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10881 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10882 | Attain CRT 静脉造影球囊                          | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10883 | Egida CRT-D                                | D394TRG                      | D394TRG                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10884 | Attain Ability Straight<br>左室双阴极导线         | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability<br>Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10885 | SprintTM电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                            | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q10886 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10887 | Attain CRT 左室导线递送系统             | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10888 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10889 | Sprint 除颤电极导线                   | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10890 | Egida CRT-D                     | D394TRG                      | D394TRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10891 | Attain Ability Plus左室双阴极导线      | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus 4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10892 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10893 | Attain CRT 左室导线递送系统             | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10894 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10895 | Sprint 除颤电极导线                   | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10896 | Egida CRT-D                     | D394TRG                      | D394TRG                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10897 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q10898 | Concerto C174AWK CRT-D                 | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10899 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10900 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10901 | 导管切开刀                                  | 6230UNI                      | 6230UNI                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10902 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10904 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线        | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10905 | Concerto C174AWK CRT-D                 | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10906 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10907 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10909 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线        | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10910 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10911 | Concerto C174AWK CRT-D                 | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                            | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q10912 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10913 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10914 | Sprint ICD 除颤电极导线               | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10916 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10917 | Concerto C174AWK CRT-D          | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10918 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10919 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10920 | Sprint 除颤电极导线                   | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10922 | Attain Ability Plus左室双阴极导线      | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus 4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10923 | Concerto C174AWK CRT-D          | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10924 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10925 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                      | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q10926 | Sprint ICD 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10928 | Attain Ability Plus左室双<br>阴极导线            | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus 4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10929 | Concerto C174AWK CRT-D                    | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10930 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10931 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                   | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10932 | Attain CRT 静脉造影球囊                         | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10933 | Attain Ability Straight<br>左室双阴极导线        | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10934 | Sprint™电极（心内膜除颤<br>电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10935 | Concerto C174AWK CRT-D                    | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10936 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线                | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10937 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统                   | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10938 | Attain CRT 静脉造影球囊                         | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                               | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q10939 | Sprint 除颤电极导线                      | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10940 | Attain Ability Plus左室双<br>阴极导线     | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus 4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10941 | Concerto C174AWK CRT-D             | C174AWK                      | Concerto C174AWK             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10942 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线         | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10943 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统            | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10944 | Attain CRT 静脉造影球囊                  | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10945 | Sprint 除颤电极导线                      | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10946 | Attain Ability Straight<br>左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10947 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线         | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10948 | Attain CRT 静脉造影球囊                  | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10950 | Protecta FD-4 CRT-D                | Protecta D364TRM             | Protecta D364TRM             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10951 | Sprint DF-4 ICD 双极主动<br>导线         | Sprint Quattro Secure 6947M  | Sprint Quattro Secure 6947M  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                        | 产品型号                        | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------|
| Q10952 | Attain Bipolar OTW 4194    | Attain Bipolar OTW 4194     | Attain Bipolar OTW 4194     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10953 | CapSure Sense 起搏电极被动导线     | 4574                        | 4574                        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10954 | Attain CRT 静脉造影球囊          | Attain 6215                 | Attain 6215                 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10955 | 导管切开刀                      | 6230UNI                     | 6230UNI                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10958 | Protecta FD-4 CRT-D        | Protecta D364TRM            | Protecta D364TRM            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10959 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线     | Sprint Quattro Secure 6947M | Sprint Quattro Secure 6947M | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10960 | CapSure Sense 起搏电极被动导线     | 4574                        | 4574                        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10961 | Attain CRT 静脉造影球囊          | Attain 6215                 | Attain 6215                 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10962 | 导管切开刀                      | 6232ADJ                     | 6232ADJ                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10964 | Protecta FD-4 CRT-D        | Protecta D364TRM            | Protecta D364TRM            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10965 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线     | Sprint Quattro Secure 6947M | Sprint Quattro Secure 6947M | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10966 | Attain Ability Plus左室双阴极导线 | Attain Ability Plus 4296    | Attain Ability Plus 4296    | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                            | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q10967 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10968 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10970 | Protecta FD-4 CRT-D             | Protecta D364TRM             | Protecta D364TRM             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10971 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线          | Sprint Quattro Secure 6947M  | Sprint Quattro Secure 6947M  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10972 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10973 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10974 | Attain CRT 左室导线递送系统             | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10975 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10976 | Protecta FD-4 CRT-D             | Protecta D364TRM             | Protecta D364TRM             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10977 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线          | Sprint Quattro Secure 6947M  | Sprint Quattro Secure 6947M  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10978 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10979 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                        | 产品型号                        | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------|
| Q10980 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain Access 6218A         | Attain Access 6218A         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10981 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                 | Attain 6215                 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10983 | Protecta FD-4 CRT-D    | Protecta D364TRM            | Protecta D364TRM            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10984 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线 | Sprint Quattro Secure 6947M | Sprint Quattro Secure 6947M | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10985 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                        | 4574                        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10986 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A            | Attain LDS 6216A            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10987 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                 | Attain 6215                 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10989 | Protecta FD-4 CRT-D    | Protecta D364TRM            | Protecta D364TRM            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10990 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线 | Sprint Quattro Secure 6947M | Sprint Quattro Secure 6947M | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10991 | CapSure Sense 起搏电极被动导线 | 4574                        | 4574                        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10992 | Attain CRT 左室导线递送系统    | Attain LDS 6216A            | Attain LDS 6216A            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10993 | Attain CRT 静脉造影球囊      | Attain 6215                 | Attain 6215                 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                          | 产品规格                        | 产品型号                        | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------|
| Q10994 | Protecta FD-4 CRT-D           | Protecta D364TRM            | Protecta D364TRM            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10995 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线        | Sprint Quattro Secure 6947M | Sprint Quattro Secure 6947M | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10996 | Attain Ability Plus左室双阴极导线    | Attain Ability Plus 4296    | Attain Ability Plus 4296    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10997 | Protecta FD-4 CRT-D           | Protecta D364TRM            | Protecta D364TRM            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10998 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线        | Sprint Quattro Secure 6947M | Sprint Quattro Secure 6947M | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q10999 | Protecta DF-4 VVIR型ICD心脏复律除颤器 | Protecta VR D354VRM         | Protecta VR D354VRM         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11000 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线        | Sprint Quattro Secure 6947M | Sprint Quattro Secure 6947M | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11001 | CapSure Sense 起搏电极被动导线        | 4574                        | 4574                        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11002 | Attain CRT 静脉造影球囊             | Attain 6215                 | Attain 6215                 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11004 | Protecta FD-4 CRT-D           | Protecta D354TRM            | Protecta D354TRM            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11005 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线        | Sprint Quattro Secure 6947M | Sprint Quattro Secure 6947M | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11006 | Attain Bipolar OTW 4194       | Attain Bipolar OTW 4194     | Attain Bipolar OTW 4194     | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                        | 产品型号                        | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------|
| Q11007 | CapSure Sense 起搏电极被动导线     | 4574                        | 4574                        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11008 | Attain CRT 静脉造影球囊          | Attain 6215                 | Attain 6215                 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11009 | 导管切开刀                      | 6230UNI                     | 6230UNI                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11012 | Protecta FD-4 CRT-D        | Protecta D354TRM            | Protecta D354TRM            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11013 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线     | Sprint Quattro Secure 6947M | Sprint Quattro Secure 6947M | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11014 | CapSure Sense 起搏电极被动导线     | 4574                        | 4574                        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11015 | Attain CRT 静脉造影球囊          | Attain 6215                 | Attain 6215                 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11016 | 导管切开刀                      | 6232ADJ                     | 6232ADJ                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11018 | Protecta FD-4 CRT-D        | Protecta D354TRM            | Protecta D354TRM            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11019 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线     | Sprint Quattro Secure 6947M | Sprint Quattro Secure 6947M | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11020 | Attain Ability Plus左室双阴极导线 | Attain Ability Plus 4296    | Attain Ability Plus 4296    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11021 | CapSure Sense 起搏电极被动导线     | 4574                        | 4574                        | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                            | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q11022 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11024 | Protecta FD-4 CRT-D             | Protecta D354TRM             | Protecta D354TRM             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11025 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线          | Sprint Quattro Secure 6947M  | Sprint Quattro Secure 6947M  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11026 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11027 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11028 | Attain CRT 左室导线递送系统             | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11029 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11031 | Protecta FD-4 CRT-D             | Protecta D354TRM             | Protecta D354TRM             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11032 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线          | Sprint Quattro Secure 6947M  | Sprint Quattro Secure 6947M  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11033 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11034 | Attain CRT 左室导线递送系统             | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11035 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                            | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q11036 | Protecta FD-4 CRT-D             | Protecta D354TRM             | Protecta D354TRM             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11037 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线          | Sprint Quattro Secure 6947M  | Sprint Quattro Secure 6947M  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11038 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11039 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11040 | Attain CRT 左室导线递送系统             | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11041 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11043 | Protecta FD-4 CRT-D             | Protecta D354TRM             | Protecta D354TRM             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11044 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线          | Sprint Quattro Secure 6947M  | Sprint Quattro Secure 6947M  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11045 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11046 | Attain CRT 左室导线递送系统             | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11047 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11048 | Protecta FD-4 CRT-D             | Protecta D354TRM             | Protecta D354TRM             | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                        | 产品型号                        | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------|
| Q11049 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线     | Sprint Quattro Secure 6947M | Sprint Quattro Secure 6947M | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11050 | Attain Ability Plus左室双阴极导线 | Attain Ability Plus 4296    | Attain Ability Plus 4296    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11051 | CapSure Sense 起搏电极被动导线     | 4574                        | 4574                        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11052 | CapSure Sense 起搏电极被动导线     | 4074                        | 4074                        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11053 | Attain CRT 左室导线递送系统        | Attain Access 6218A         | Attain Access 6218A         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11054 | Attain CRT 静脉造影球囊          | Attain 6215                 | Attain 6215                 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11056 | Attain Ability Plus左室双阴极导线 | Attain Ability Plus 4296    | Attain Ability Plus 4296    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11057 | Attain CRT 左室导线递送系统        | Attain LDS 6216A            | Attain LDS 6216A            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11058 | Attain CRT 静脉造影球囊          | Attain 6215                 | Attain 6215                 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11061 | Attain Ability Plus左室双阴极导线 | Attain Ability Plus 4296    | Attain Ability Plus 4296    | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11062 | CapSure Sense 起搏电极被动导线     | 4574                        | 4574                        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11063 | Attain CRT 静脉造影球囊          | Attain 6215                 | Attain 6215                 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                               | 产品规格                         | 产品型号                            | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| Q11067 | Attain Ability Plus左室双<br>阴极导线     | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus<br>4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11068 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线         | 4074                         | 4074                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11069 | Attain CRT 静脉造影球囊                  | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11073 | Attain Ability Plus左室双<br>阴极导线     | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus<br>4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11074 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线         | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11075 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线         | 4074                         | 4074                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11076 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统            | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11077 | Attain CRT 静脉造影球囊                  | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11079 | Attain Ability Straight<br>左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability<br>Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11080 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统            | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11081 | Attain CRT 静脉造影球囊                  | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11084 | Attain Ability Straight<br>左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability<br>Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                            | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q11085 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11086 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11090 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11091 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4074                         | 4074                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11092 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11096 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11097 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11098 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4074                         | 4074                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11099 | Attain CRT 左室导线递送系统             | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11100 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11102 | Attain Ability Plus左室双阴极导线      | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus 4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11103 | Attain CRT 左室导线递送系统             | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                           | 产品规格                     | 产品型号                        | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|------|
| Q11104 | Attain CRT 静脉造影球囊              | Attain 6215              | Attain 6215                 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11107 | Attain Ability Plus左室双<br>阴极导线 | Attain Ability Plus 4296 | Attain Ability Plus<br>4296 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11108 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线     | 4574                     | 4574                        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11109 | Attain CRT 静脉造影球囊              | Attain 6215              | Attain 6215                 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11113 | Attain Ability Plus左室双<br>阴极导线 | Attain Ability Plus 4296 | Attain Ability Plus<br>4296 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11114 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线     | 4074                     | 4074                        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11115 | Attain CRT 静脉造影球囊              | Attain 6215              | Attain 6215                 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11119 | Attain Ability Plus左室双<br>阴极导线 | Attain Ability Plus 4296 | Attain Ability Plus<br>4296 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11120 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线     | 4574                     | 4574                        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11121 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线     | 4074                     | 4074                        | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11122 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统        | Attain Access 6218A      | Attain Access 6218A         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11123 | Attain CRT 静脉造影球囊              | Attain 6215              | Attain 6215                 | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                               | 产品规格                         | 产品型号                            | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| Q11125 | Attain Ability Straight<br>左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability<br>Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11126 | Attain CRT 左室导线递送系统                | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A                | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11127 | Attain CRT 静脉造影球囊                  | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11130 | Attain Ability Straight<br>左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability<br>Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11131 | CapSure Sense 起搏电极被动导线             | 4074                         | 4074                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11132 | Attain CRT 静脉造影球囊                  | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11136 | Attain Ability Straight<br>左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability<br>Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11137 | CapSure Sense 起搏电极被动导线             | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11138 | Attain CRT 静脉造影球囊                  | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11142 | Attain Ability Straight<br>左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability<br>Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11143 | CapSure Sense 起搏电极被动导线             | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11144 | Attain CRT 静脉造影球囊                  | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q11145 | 导管切开刀                                 | 6230UNI                      | 6230UNI                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11146 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11149 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线       | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11150 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11151 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11154 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线       | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11155 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11156 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11157 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11158 | Sprint ICD 除颤电极导线                     | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11161 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线       | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11162 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q11163 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11164 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11166 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线       | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11167 | Sprint™电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11168 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11169 | Attain CRT 左室导线递送系统                   | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11170 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11171 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11173 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线       | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11174 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11175 | Attain CRT 静脉造影球囊                     | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11176 | Sprint 除颤电极导线                         | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                           | 产品规格                         | 产品型号                            | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| Q11179 | Attain Ability Plus左室双<br>阴极导线 | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus<br>4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11180 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线     | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11181 | Attain CRT 静脉造影球囊              | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11182 | Sprint ICD 除颤电极导线              | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro<br>Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11185 | Attain Ability Plus左室双<br>阴极导线 | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus<br>4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11186 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线     | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11187 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统        | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11188 | Attain CRT 静脉造影球囊              | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11189 | Sprint 除颤电极导线                  | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro<br>Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11191 | Attain Ability Plus左室双<br>阴极导线 | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus<br>4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11192 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线     | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11193 | Attain CRT 静脉造影球囊              | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |



| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q11194 | 导管切开刀                                  | 6230UNI                      | 6230UNI                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11195 | Sprint 除颤电极导线                          | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11198 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线        | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11199 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11200 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11203 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线        | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11204 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11205 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11206 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11207 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11209 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线        | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11210 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                            | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q11211 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11212 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11213 | Sprint ICD 除颤电极导线               | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11216 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11217 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11218 | Attain CRT 左室导线递送系统             | Attain LDS 6216A             | Attain LDS 6216A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11219 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11220 | Sprint 除颤电极导线                   | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11222 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11223 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11224 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11225 | Sprint 除颤电极导线                   | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                           | 产品规格                         | 产品型号                            | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|------|
| Q11228 | Attain Ability Plus左室双<br>阴极导线 | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus<br>4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11229 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线     | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11230 | Attain CRT 静脉造影球囊              | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11231 | Sprint ICD 除颤电极导线              | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro<br>Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11234 | Attain Ability Plus左室双<br>阴极导线 | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus<br>4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11235 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线     | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11236 | Attain CRT 左室导线递送系<br>统        | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A             | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11237 | Attain CRT 静脉造影球囊              | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11238 | Sprint 除颤电极导线                  | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro<br>Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11240 | Attain Ability Plus左室双<br>阴极导线 | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus<br>4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11241 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线     | 4574                         | 4574                            | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11242 | Attain CRT 静脉造影球囊              | Attain 6215                  | Attain 6215                     | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q11245 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线                 | Sprint Quattro Secure 6947M  | Sprint Quattro Secure 6947M  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11246 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线        | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11247 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11248 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11251 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线        | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11252 | SprintTM电极（心内膜除颤电极）Sprint Quattro 6944 | Sprint Quattro 6944          | Sprint Quattro 6944          | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11253 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11254 | Attain CRT 静脉造影球囊                      | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11255 | Sprint ICD 除颤电极导线                      | Sprint Quattro Secure S 6935 | Sprint Quattro Secure S 6935 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11258 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线        | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11259 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                 | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11260 | Attain CRT 左室导线递送系统                    | Attain Access 6218A          | Attain Access 6218A          | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                            | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|------|
| Q11261 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11263 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线          | Sprint Quattro Secure 6947M  | Sprint Quattro Secure 6947M  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11264 | Attain Ability Straight 左室双阴极导线 | Attain Ability Straight 4396 | Attain Ability Straight 4396 | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11265 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11266 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11267 | Sprint 除颤电极导线                   | Sprint Quattro Secure 6947   | Sprint Quattro Secure 6947   | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11270 | Attain Ability Plus左室双阴极导线      | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus 4296     | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11271 | CapSure Sense 起搏电极被动导线          | 4574                         | 4574                         | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11272 | Attain CRT 静脉造影球囊               | Attain 6215                  | Attain 6215                  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11273 | 导管切开刀                           | 6232ADJ                      | 6232ADJ                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11276 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线          | Sprint Quattro Secure 6947M  | Sprint Quattro Secure 6947M  | 美国Medtronic Inc. |      |
| Q11277 | Attain Ability Plus左室双阴极导线      | Attain Ability Plus 4296     | Attain Ability Plus 4296     | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                          | 产品规格                        | 产品型号                        | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11278 | CapSure Sense 起搏电极被动导线        | 4574                        | 4574                        | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q11279 | Attain CRT 左室导线递送系统           | Attain Access 6218A         | Attain Access 6218A         | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q11280 | Attain CRT 静脉造影球囊             | Attain 6215                 | Attain 6215                 | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q11281 | Sprint 除颤电极导线                 | Sprint Quattro Secure 6947  | Sprint Quattro Secure 6947  | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q11283 | Attain Ability Plus左室双阴极导线    | Attain Ability Plus 4296    | Attain Ability Plus 4296    | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q11284 | CapSure Sense 起搏电极被动导线        | 4574                        | 4574                        | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q11285 | Attain CRT 左室导线递送系统           | Attain LDS 6216A            | Attain LDS 6216A            | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q11286 | Attain CRT 静脉造影球囊             | Attain 6215                 | Attain 6215                 | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q11288 | Sprint DF-4 ICD 双极主动导线        | Sprint Quattro Secure 6947M | Sprint Quattro Secure 6947M | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q11289 | Attain Ability Plus左室双阴极导线    | Attain Ability Plus 4296    | Attain Ability Plus 4296    | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| Q11290 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)      | IsoFlex S 1646T             | IsoFlex S 1646T             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11291 | SSI型心脏起搏器 (Sustain XL PM1134) | PM1134                      | PM1134                      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                          | 产品规格                                                                  | 产品型号               | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11292 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)      | IsoFlex S 1642T                                                       | IsoFlex S 1642T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11293 | SSI型心脏起搏器 (Sustain XL PM1134) | PM1134                                                                | PM1134             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11294 | OptiSense 1999                | 1999                                                                  | 1999               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11295 | SSI型心脏起搏器 (Sustain XL PM1134) | PM1134                                                                | PM1134             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11296 | SSI型心脏起搏器 (Sustain XL PM1134) | PM1134                                                                | PM1134             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11297 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)   | 46cm\$52cm.                                                           | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11299 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)   | 42cm\$52cm\$58cm                                                      | IsoFlex Optim 1948 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11300 | SSI型心脏起搏器 (Sustain XL PM1134) | PM1134                                                                | PM1134             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11301 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动  | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$' 直径: 外径: 1.87MM; 长度52CM\$' 直径: 外径: 1.87MM; | Tendril ST 1888TC  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11302 | SSI型心脏起搏器 (Sustain XL PM1134) | PM1134                                                                | PM1134             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11303 | Tendril STS 1988TC, 2088TC    | 1988TC\$2088TC                                                        | 1988TC\$2088TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11304 | SSI型心脏起搏器 (Sustain XL PM1134) | PM1134                                                                | PM1134             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                           | 产品规格                                                          | 产品型号               | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11306 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)       | IsoFlex S 1646T                                               | IsoFlex S 1646T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11307 | SSIR型心脏起搏器 (Sustain XL PM1136) | PM1136                                                        | PM1136             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11308 | 双极心房电极 (IsoFlex S 1642T)       | IsoFlex S 1642T                                               | IsoFlex S 1642T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11309 | SSIR型心脏起搏器 (Sustain XL PM1136) | PM1136                                                        | PM1136             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11310 | OptiSense 1999                 | 1999                                                          | 1999               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11311 | SSIR型心脏起搏器 (Sustain XL PM1136) | PM1136                                                        | PM1136             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11312 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)    | 46cm\$52cm.                                                   | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11313 | SSIR型心脏起搏器 (Sustain XL PM1136) | PM1136                                                        | PM1136             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11314 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)    | 42cm\$52cm\$58cm                                              | IsoFlex Optim 1948 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11315 | SSIR型心脏起搏器 (Sustain XL PM1136) | PM1136                                                        | PM1136             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11316 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动   | 直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM \$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM \$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11317 | SSIR型心脏起搏器 (Sustain XL PM1136) | PM1136                                                        | PM1136             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |



| 流水号    | 产品名称                              | 产品规格                                                                      | 产品型号               | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11318 | Tendril STS 1988TC,<br>2088TC     | 1988TC\$2088TC                                                            | 1988TC\$2088TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11319 | SSIR型心脏起搏器 (Sustain<br>XL PM1136) | PM1136                                                                    | PM1136             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11321 | 双极心房电极 (IsoFlex S<br>1642T)       | IsoFlex S 1642T                                                           | IsoFlex S 1642T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11322 | 双极心室电极 (IsoFlex<br>Optim 1948)    | 42cm\$52cm\$58cm                                                          | IsoFlex Optim 1948 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11324 | 双极心房电极 (IsoFlex S<br>1642T)       | IsoFlex S 1642T                                                           | IsoFlex S 1642T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11325 | Tendril ST 1888TC 起搏电<br>极导线双极主动  | 直径: 外径: 1.87MM; 长度:<br>46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长<br>度:52CM\$直径: 外径: 1.87MM; | Tendril ST 1888TC  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11327 | 双极心房电极 (IsoFlex S<br>1642T)       | IsoFlex S 1642T                                                           | IsoFlex S 1642T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11328 | Tendril STS 1988TC,<br>2088TC     | 1988TC\$2088TC                                                            | 1988TC\$2088TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11330 | 双极心房电极 (IsoFlex S<br>1642T)       | IsoFlex S 1642T                                                           | IsoFlex S 1642T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11331 | 双极心室电极 (IsoFlex S<br>1646T)       | IsoFlex S 1646T                                                           | IsoFlex S 1646T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11333 | 双极心房电极 (IsoFlex<br>Optim 1944)    | 46cm\$52cm.                                                               | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11334 | 双极心室电极 (IsoFlex<br>Optim 1948)    | 42cm\$52cm\$58cm                                                          | IsoFlex Optim 1948 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                | 产品型号               | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11336 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：  | Tendril ST 1888TC  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q11337 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm.                                         | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q11339 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm.                                         | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q11340 | Tendril STS 1988TC, 2088TC   | 1988TC\$2088TC                                      | 1988TC\$2088TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q11342 | 双极心室电极（IsoFlex S 1646T）      | IsoFlex S 1646T                                     | IsoFlex S 1646T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q11343 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）   | 46cm\$52cm.                                         | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q11345 | 双极心室电极（IsoFlex Optim 1948）   | 42cm\$52cm\$58cm                                    | IsoFlex Optim 1948 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q11346 | Tendril STS 1988TC, 2088TC   | 1988TC\$2088TC                                      | 1988TC\$2088TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q11348 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | ’直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径： | Tendril ST 1888TC  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q11349 | Tendril STS 1988TC, 2088TC   | 1988TC\$2088TC                                      | 1988TC\$2088TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q11351 | Tendril STS 1988TC, 2088TC   | 1988TC\$2088TC                                      | 1988TC\$2088TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| Q11353 | 双极心室电极（IsoFlex S 1646T）      | IsoFlex S 1646T                                     | IsoFlex S 1646T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号    | 产品名称                             | 产品规格                                                                | 产品型号               | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11354 | Tendril STS 1988TC,<br>2088TC    | 1988TC\$2088TC                                                      | 1988TC\$2088TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11357 | 双极心房电极 (IsoFlex S<br>1642T)      | IsoFlex S 1642T                                                     | IsoFlex S 1642T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11358 | 双极心室电极 (IsoFlex<br>Optim 1948)   | 42cm\$52cm\$58cm                                                    | IsoFlex Optim 1948 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11360 | 双极心房电极 (IsoFlex S<br>1642T)      | IsoFlex S 1642T                                                     | IsoFlex S 1642T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11361 | Tendril ST 1888TC 起搏电<br>极导线双极主动 | '直径: 外径: 1.87MM; 长度:<br>46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长<br>度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11363 | 双极心房电极 (IsoFlex S<br>1642T)      | IsoFlex S 1642T                                                     | IsoFlex S 1642T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11364 | Tendril STS 1988TC,<br>2088TC    | 1988TC\$2088TC                                                      | 1988TC\$2088TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11366 | 双极心房电极 (IsoFlex S<br>1642T)      | IsoFlex S 1642T                                                     | IsoFlex S 1642T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11367 | 双极心室电极 (IsoFlex S<br>1646T)      | IsoFlex S 1646T                                                     | IsoFlex S 1646T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11369 | 双极心房电极 (IsoFlex<br>Optim 1944)   | 46cm\$52cm.                                                         | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11370 | 双极心室电极 (IsoFlex<br>Optim 1948)   | 42cm\$52cm\$58cm                                                    | IsoFlex Optim 1948 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11372 | Tendril ST 1888TC 起搏电<br>极导线双极主动 | '直径: 外径: 1.87MM; 长度:<br>46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长<br>度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                         | 产品型号               | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11373 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm.                                                  | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11375 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm.                                                  | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11376 | Tendril STS 1988TC, 2088TC   | 1988TC\$2088TC                                               | 1988TC\$2088TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11378 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                              | IsoFlex S 1646T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11379 | 双极心房电极 (IsoFlex Optim 1944)  | 46cm\$52cm.                                                  | 1944               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11381 | 双极心室电极 (IsoFlex Optim 1948)  | 42cm\$52cm\$58cm                                             | IsoFlex Optim 1948 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11382 | Tendril STS 1988TC, 2088TC   | 1988TC\$2088TC                                               | 1988TC\$2088TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11384 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动 | '直径: 外径: 1.87MM; 长度: 46CM\$直径: 外径: 1.87MM; 长度: 52CM\$直径: 外径: | Tendril ST 1888TC  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11385 | Tendril STS 1988TC, 2088TC   | 1988TC\$2088TC                                               | 1988TC\$2088TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11387 | Tendril STS 1988TC, 2088TC   | 1988TC\$2088TC                                               | 1988TC\$2088TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11389 | 双极心室电极 (IsoFlex S 1646T)     | IsoFlex S 1646T                                              | IsoFlex S 1646T    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| Q11390 | Tendril STS 1988TC, 2088TC   | 1988TC\$2088TC                                               | 1988TC\$2088TC     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |

| 流水号    | 产品名称                              | 产品规格                                         | 产品型号                              | 生产企业                            | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------|
| Q11392 | Unify Quadra CD3249-40Q植入式心脏复律除颤器 | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                       | Unify Quadra CD3249-40Q           | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11393 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）           | IsoFlex S 1642T                              | IsoFlex S 1642T                   | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11394 | QuickFlex左心电极导线                   | QuickFlex $\mu$ 1258T                        | QuickFlex $\mu$ 1258T             | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11395 | Durata（DF4）除颤电极导线                 | Durata（DF4）除颤电极导线（被动）\$Durata（DF4）除颤电极导线（主动） | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11396 | Unify Quadra CD3249-40Q植入式心脏复律除颤器 | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                       | Unify Quadra CD3249-40Q           | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11397 | QuickFlex左心电极导线                   | QuickFlex $\mu$ 1258T                        | QuickFlex $\mu$ 1258T             | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11398 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）        | 46cm\$52cm.                                  | 1944                              | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11399 | Durata（DF4）除颤电极导线                 | Durata（DF4）除颤电极导线（被动）\$Durata（DF4）除颤电极导线（主动） | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11400 | Unify Quadra CD3249-40Q植入式心脏复律除颤器 | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                       | Unify Quadra CD3249-40Q           | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11401 | QuickFlex左心电极导线                   | QuickFlex $\mu$ 1258T                        | QuickFlex $\mu$ 1258T             | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11402 | Tendril STS 1988TC, 2088TC        | 1988TC\$2088TC                               | 1988TC\$2088TC                    | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11403 | Durata（DF4）除颤电极导线                 | Durata（DF4）除颤电极导线（被动）\$Durata（DF4）除颤电极导线（主动） | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |

| 流水号    | 产品名称                              | 产品规格                                                   | 产品型号                                  | 生产企业                            | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------|
| Q11404 | Unify Quadra CD3249-40Q植入式心脏复律除颤器 | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                                 | Unify Quadra CD3249-40Q               | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11405 | Unify Quadra CD3249-40植入式心脏复律除颤器  | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                                 | Unify Quadra CD3249-40                | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11406 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）           | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T                       | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11407 | Durata 除颤电极导线双极被动                 | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170 \$Durata 7171             | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11408 | QuickFlex左心电极导线                   | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11409 | Unify Quadra CD3249-40植入式心脏复律除颤器  | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                                 | Unify Quadra CD3249-40                | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11410 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）           | IsoFlex S 1642T                                        | IsoFlex S 1642T                       | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11411 | Durata 除颤电极导线双极主动                 | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11412 | QuickFlex左心电极导线                   | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11413 | Unify Quadra CD3249-40植入式心脏复律除颤器  | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                                 | Unify Quadra CD3249-40                | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11414 | Durata 除颤电极导线双极被动                 | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11415 | QuickFlex左心电极导线                   | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |

| 流水号    | 产品名称                             | 产品规格                                                   | 产品型号                                  | 生产企业                            | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------|
| Q11416 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）       | 46cm, 52cm.                                            | 1944                                  | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11417 | Unify Quadra CD3249-40植入式心脏复律除颤器 | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                                 | Unify Quadra CD3249-40                | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11418 | Durata 除颤电极导线双极主动                | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11419 | QuickFlex左心电极导线                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11420 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）       | 46cm, 52cm.                                            | 1944                                  | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11421 | Unify Quadra CD3249-40植入式心脏复律除颤器 | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                                 | Unify Quadra CD3249-40                | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11422 | Durata 除颤电极导线双极被动                | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170\$Durata 7171              | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11423 | QuickFlex左心电极导线                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11424 | Tendril STS 1988TC, 2088TC       | 1988TC\$2088TC                                         | 1988TC\$2088TC                        | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11425 | Unify Quadra CD3249-40植入式心脏复律除颤器 | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                                 | Unify Quadra CD3249-40                | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11426 | Durata 除颤电极导线双极主动                | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM\$直径：外径：2.34MM；长度：65CM\$直径：外径：     | Durata 7120\$Durata 7121\$Durata 7122 | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11427 | QuickFlex左心电极导线                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                                  | QuickFlex $\mu$ 1258T                 | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |

| 流水号    | 产品名称                                 | 产品规格                                                           | 产品型号                                                                         | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11428 | Tendril STS 1988TC,<br>2088TC        | 1988TC\$2088TC                                                 | 1988TC\$2088TC                                                               | 美国St. Jude Medical (圣犹达医疗用品有限公司)                                                     |      |
| Q11429 | Unify Quadra CD3249-40植<br>入式心脏复律除颤器 | 长宽厚: 83x 41 x 14; 其他描<br>述: 无                                  | Unify Quadra CD3249-<br>40                                                   | 美国St. Jude Medical (圣犹达医疗用品有限公司)                                                     |      |
| Q11431 | Durata (DF4) 除颤电极导线                  | Durata (DF4) 除颤电极导线<br>(被动) \$Durata (DF4) 除颤<br>电极导线 (主动)     | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$71<br>21Q\$7122Q                                        | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11432 | Protecta DF-4 VVIR型ICD心<br>脏复律除颤器    | Protecta VR D364VRM                                            | Protecta VR D364VRM                                                          | 美国Medtronic Inc.                                                                     |      |
| Q11433 | Sprint DF-4 ICD 双极主动<br>导线           | Sprint Quattro Secure 6947M                                    | Sprint Quattro<br>Secure 6947M                                               | 美国Medtronic Inc.                                                                     |      |
| Q11434 | CPS Direct PL剥离式外导引<br>导管            | 直径: 外径: 9F; 内径: 7F; 长<br>度: 47CM; 其他描述: 可以选用<br>附件“CPS植入工具包”型号 | 410210\$410211\$410212<br>\$410213\$410214\$41021<br>5\$410216\$410217\$4102 | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| Q11435 | CareLink 患者远程监测系统<br>2490C           | 2490C                                                          | 2490C                                                                        | 美国Medtronic Inc.                                                                     |      |
| Q11436 | CareLink 患者远程监测系统<br>2490G           | 2490G                                                          | 2490G                                                                        | 美国Medtronic Inc.                                                                     |      |
| Q11437 | CareLink 患者远程监测系统<br>2490H           | 2490H                                                          | 2490H                                                                        | 美国Medtronic Inc.                                                                     |      |
| Q11439 | SelectSecure 3830                    | 长度: 59; 外径: 4.1F \$长度:<br>69; 外径: 4.1F \$长度: 74CM;<br>外径: 4.1F | SelectSecure 3830                                                            | 美国Medtronic Inc.                                                                     |      |
| Q11441 | CareLink 患者远程监测系统<br>2490H           | 2490H                                                          | 2490H                                                                        | 美国Medtronic Inc.                                                                     |      |
| Q11442 | CapSure Sense 起搏电极被<br>动导线           | 4574                                                           | 4574                                                                         | 美国Medtronic Inc.                                                                     |      |



| 流水号    | 产品名称                                      | 产品规格                                                       | 产品型号                                           | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11443 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                    | 4074                                                       | 4074                                           | 美国Medtronic Inc.                                                                     |      |
| Q11445 | CareLink 患者远程监测系统 2490G                   | 2490G                                                      | 2490G                                          | 美国Medtronic Inc.                                                                     |      |
| Q11446 | CapSure Sense 起搏电极被动导线                    | 4574                                                       | 4574                                           | 美国Medtronic Inc.                                                                     |      |
| Q11447 | Sprint 除颤电极导线                             | Sprint Quattro Secure 6947                                 | Sprint Quattro Secure 6947                     | 美国Medtronic Inc.                                                                     |      |
| Q11448 | Protect DDDR型ICD心脏复律除颤器                   | D364DRG                                                    | D364DRG                                        | 美国Medtronic Inc.                                                                     |      |
| Q11449 | CareLink 患者远程监测系统 2490C                   | 2490C                                                      | 2490C                                          | 美国Medtronic Inc.                                                                     |      |
| Q11451 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）                   | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm          | 4086\$4087\$4088                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11452 | ICD双极导线被动0170~0177                        | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                         | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177             | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11454 | ICD双极导线被动0170~0177                        | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                         | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177             | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11455 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房） | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11457 | 植入式心脏除颤电极导线（商品名：ENDOTAK RELIANCE）         | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极\$0184为双线圈电极 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11458 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房） | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                      | 产品规格                                                               | 产品型号                                   | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11459 | 植入式心律转复除颤器（商品名：COGNIS）P106                | 6.17*7.95*0.99                                                     | P106                                   | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11460 | 植入式心律转复除颤器（商品名：COGNIS）P107                | 6.17*7.95*0.99                                                     | P107                                   | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11461 | 植入式心律转复除颤器（商品名：TELIGEN）F111               | 6.17*6.90*0.99 接口：DF4-LLHH                                         | F111                                   | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11462 | 植入式心律转复除颤器（商品名：COGNIS）P108                | 6.17*7.70*0.99                                                     | P108                                   | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11463 | 植入式心律转复除颤器（商品名：TELIGEN）F103               | 6.17*7.40*0.99 接口：DF4-LLHH                                         | F103                                   | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11464 | 传送导管系统（商品名：Attain Select II）              | 6248DEL90D-S\$6248DEL90D\$6248DEL90D-L\$6248DEL130D\$6248DEL130D-L | 6248DEL90D-S\$6248DEL90D\$6248DEL90D-L | 美国Medtronic Inc.                                                                     |      |
| Q11655 | 植入式心电事件监测系统（商品名：Reveal XT / DX）           | Reveal DX 9528                                                     | Reveal DX 9528                         | 美国Medtronic Inc.                                                                     |      |
| Q11656 | 患者控制器（商品名：Reveal XT / DX）                 | Reveal DX 9538                                                     | Reveal DX 9538                         | 美国Medtronic Inc.                                                                     |      |
| Q11657 | 植入式心电事件监测系统（商品名：Reveal XT / DX）           | Reveal XT 9529                                                     | Reveal XT 9529                         | 美国Medtronic Inc.                                                                     |      |
| Q11658 | 患者控制器（商品名：Reveal XT / DX）                 | Reveal XT 9539                                                     | Reveal XT 9539                         | 美国Medtronic Inc.                                                                     |      |
| Q11660 | ICD双极导线被动0170~0177                        | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                                 | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11661 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房） | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                                    | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）        | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                             | 产品规格                                                 | 产品型号                                    | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11663 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）          | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm    | 4086\$4087\$4088                        | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11664 | ICD双极导线被动0170~0177               | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                   | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177      | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11665 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）          | IsoFlex S 1642T                                      | IsoFlex S 1642T                         | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                                      |      |
| Q11666 | Durata 除颤电极导线双极主动                | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM \$直径：外径：2.34MM；长度：65CM \$直径：外径： | Durata 7120 \$Durata 7121 \$Durata 7122 | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                                      |      |
| Q11667 | Unify Quadra CD3249-40植入式心脏复律除颤器 | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                               | Unify Quadra CD3249-40                  | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                                      |      |
| Q11668 | 左心电极导线（商品名：Quartet）              | 1458Q                                                | 1458Q                                   | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                                      |      |
| Q11669 | Durata 除颤电极导线双极主动                | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM \$直径：外径：2.34MM；长度：65CM \$直径：外径： | Durata 7120 \$Durata 7121 \$Durata 7122 | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                                      |      |
| Q11670 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）       | 46cm, 52cm.                                          | 1944                                    | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                                      |      |
| Q11671 | Unify Quadra CD3249-40植入式心脏复律除颤器 | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                               | Unify Quadra CD3249-40                  | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                                      |      |
| Q11672 | 左心电极导线（商品名：Quartet）              | 1458Q                                                | 1458Q                                   | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                                      |      |
| Q11673 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动     | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM\$直径：外径：1.87MM；长度：52CM\$直径：外径：   | Tendril ST 1888TC                       | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                                      |      |
| Q11674 | Durata 除颤电极导线双极主动                | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM \$直径：外径：2.34MM；长度：65CM \$直径：外径： | Durata 7120 \$Durata 7121 \$Durata 7122 | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                                      |      |

| 流水号    | 产品名称                             | 产品规格                                                 | 产品型号                                    | 生产企业                            | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|------|
| Q11675 | Unify Quadra CD3249-40植入式心脏复律除颤器 | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                               | Unify Quadra CD3249-40                  | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11676 | 左心电极导线（商品名：Quartet）              | 1458Q                                                | 1458Q                                   | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11677 | Durata 除颤电极导线双极主动                | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM \$直径：外径：2.34MM；长度：65CM \$直径：外径： | Durata 7120 \$Durata 7121 \$Durata 7122 | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11678 | Tendril STS 1988TC, 2088TC       | 1988TC\$2088TC                                       | 1988TC\$2088TC                          | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11679 | Unify Quadra CD3249-40植入式心脏复律除颤器 | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                               | Unify Quadra CD3249-40                  | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11680 | 左心电极导线（商品名：Quartet）              | 1458Q                                                | 1458Q                                   | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11681 | Durata 除颤电极导线双极主动                | 直径：外径：2.34MM；长度：60CM \$直径：外径：2.34MM；长度：65CM \$直径：外径： | Durata 7120 \$Durata 7121 \$Durata 7122 | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11682 | OptiSense 1999                   | 1999                                                 | 1999                                    | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11683 | Unify Quadra CD3249-40植入式心脏复律除颤器 | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                               | Unify Quadra CD3249-40                  | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11684 | 左心电极导线（商品名：Quartet）              | 1458Q                                                | 1458Q                                   | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11685 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）          | IsoFlex S 1642T                                      | IsoFlex S 1642T                         | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11686 | Durata 除颤电极导线双极被动                | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM \$直径：外径：2.3MM；长度：65CM \$直径：外径：   | Durata 7170 \$Durata 7171               | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |

| 流水号    | 产品名称                             | 产品规格                                                    | 产品型号                      | 生产企业                            | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------|
| Q11687 | Unify Quadra CD3249-40植入式心脏复律除颤器 | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                                  | Unify Quadra CD3249-40    | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11688 | 左心电极导线（商品名：Quartet）              | 1458Q                                                   | 1458Q                     | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11689 | Durata 除颤电极导线双极被动                | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM \$直径：外径：2.3MM；长度65CM \$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170 \$Durata 7171 | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11690 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）       | 46cm, 52cm.                                             | 1944                      | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11691 | Unify Quadra CD3249-40植入式心脏复律除颤器 | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                                  | Unify Quadra CD3249-40    | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11692 | 左心电极导线（商品名：Quartet）              | 1458Q                                                   | 1458Q                     | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11693 | Tendril ST 1888TC 起搏电极导线双极主动     | 直径：外径：1.87MM；长度：46CM \$直径：外径：1.87MM；长度：52CM \$直径：外径：    | Tendril ST 1888TC         | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11694 | Durata 除颤电极导线双极被动                | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM\$直径：外径：2.3MM；长度：65CM\$直径：外径：2.3MM；  | Durata 7170 \$Durata 7171 | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11695 | Unify Quadra CD3249-40植入式心脏复律除颤器 | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                                  | Unify Quadra CD3249-40    | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11696 | 左心电极导线（商品名：Quartet）              | 1458Q                                                   | 1458Q                     | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11697 | Durata 除颤电极导线双极被动                | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM \$直径：外径：2.3MM；长度65CM \$直径：外径：2.3MM； | Durata 7170 \$Durata 7171 | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11698 | Tendril STS 1988TC, 2088TC       | 1988TC\$2088TC                                          | 1988TC\$2088TC            | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |

| 流水号    | 产品名称                              | 产品规格                                               | 产品型号                              | 生产企业                            | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|------|
| Q11699 | Unify Quadra CD3249-40植入式心脏复律除颤器  | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                             | Unify Quadra CD3249-40            | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11700 | 左心电极导线（商品名：Quartet）               | 1458Q                                              | 1458Q                             | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11701 | Durata 除颤电极导线双极被动                 | 直径：外径：2.3MM；长度：60CM \$直径：外径：2.3MM；长度：65CM \$直径：外径： | Durata 7170 \$Durata 7171         | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11702 | OptiSense 1999                    | 1999                                               | 1999                              | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11703 | Unify Quadra CD3249-40植入式心脏复律除颤器  | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                             | Unify Quadra CD3249-40            | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11704 | 左心电极导线（商品名：Quartet）               | 1458Q                                              | 1458Q                             | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11705 | 双极心房电极（IsoFlex S 1642T）           | IsoFlex S 1642T                                    | IsoFlex S 1642T                   | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11706 | Durata（DF4）除颤电极导线                 | Durata（DF4）除颤电极导线（被动）\$Durata（DF4）除颤电极导线（主动）       | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11707 | Unify Quadra CD3249-40Q植入式心脏复律除颤器 | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                             | Unify Quadra CD3249-40Q           | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11708 | 左心电极导线（商品名：Quartet）               | 1458Q                                              | 1458Q                             | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11709 | 双极心房电极（IsoFlex Optim 1944）        | 46cm\$52cm.                                        | 1944                              | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |
| Q11710 | Durata（DF4）除颤电极导线                 | Durata（DF4）除颤电极导线（被动）\$Durata（DF4）除颤电极导线（主动）       | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |

| 流水号    | 产品名称                                      | 产品规格                                                       | 产品型号                                           | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11711 | Unify Quadra CD3249-40Q植入式心脏复律除颤器         | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                                     | Unify Quadra CD3249-40Q                        | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                                      |      |
| Q11712 | 左心电极导线（商品名：Quartet）                       | 1458Q                                                      | 1458Q                                          | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                                      |      |
| Q11713 | Tendril STS 1988TC，2088TC                 | 1988TC\$2088TC                                             | 1988TC42088TC                                  | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                                      |      |
| Q11714 | Durata（DF4）除颤电极导线                         | Durata（DF4）除颤电极导线（被动）\$Durata（DF4）除颤电极导线（主动）               | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q              | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                                      |      |
| Q11715 | Unify Quadra CD3249-40Q植入式心脏复律除颤器         | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                                     | Unify Quadra CD3249-40Q                        | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                                      |      |
| Q11716 | 左心电极导线（商品名：Quartet）                       | 1458Q                                                      | 1458Q                                          | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                                      |      |
| Q11717 | OptiSense 1999                            | 1999                                                       | 1999                                           | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                                      |      |
| Q11718 | Durata（DF4）除颤电极导线                         | Durata（DF4）除颤电极导线（被动）\$Durata（DF4）除颤电极导线（主动）               | 7170Q\$7171Q\$7120Q\$7121Q\$7122Q              | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                                      |      |
| Q11719 | Unify Quadra CD3249-40Q植入式心脏复律除颤器         | 长宽厚：83x 41 x 14；其他描述：无                                     | Unify Quadra CD3249-40Q                        | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                                      |      |
| Q11720 | 左心电极导线（商品名：Quartet）                       | 1458Q                                                      | 1458Q                                          | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）                                                      |      |
| Q11722 | 植入式心脏除颤电极导线（商品名：ENDOTAK RELIANCE）         | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极\$ 0184为双线圈电 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11723 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房） | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                           | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                                 | 产品规格                                              | 产品型号                                   | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11724 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）                              | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm | 4086\$4087\$4088                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11725 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294                           | INSIGNIA I Entra DDDR 1294                        | INSIGNIA I Entra DDDR 1294             | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11726 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11727 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294                           | INSIGNIA I Entra DDDR 1294                        | INSIGNIA I Entra DDDR 1294             | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11728 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11729 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | '长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，    | 4469\$4472\$4473                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11730 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | '长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，    | 4470\$4471\$4474                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11731 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294                           | INSIGNIA I Entra DDDR 1294                        | INSIGNIA I Entra DDDR 1294             | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11732 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4456~4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室） | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11733 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11734 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）                              | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm | 4086\$4087\$4088                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11735 | INSIGNIA I Entra DDD 986                             | INSIGNIA I Entra DDD 986                          | INSIGNIA I Entra DDD 986               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |



| 流水号    | 产品名称                                                 | 产品规格                                              | 产品型号                                   | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11736 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11737 | INSIGNIA I Entra DDD 986                             | INSIGNIA I Entra DDD 986                          | INSIGNIA I Entra DDD 986               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11738 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11739 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 4469\$4472\$4473                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11740 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 447044471\$4474                        | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11741 | INSIGNIA I Entra DDD 986                             | INSIGNIA I Entra DDD 986                          | INSIGNIA I Entra DDD 986               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11742 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4456~4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室） | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11743 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11744 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）                              | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm | 4086\$4087\$4088                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11745 | INSIGNIA I Entra SSI 484                             | INSIGNIA I Entra SSI 484                          | INSIGNIA I Entra SSI 484               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11746 | INSIGNIA I Entra SSI 484                             | INSIGNIA I Entra SSI 484                          | INSIGNIA I Entra SSI 484               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11747 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4456~4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室） | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                                 | 产品规格                                              | 产品型号                                   | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11748 | INSIGNIA I Entra SSI 484                             | INSIGNIA I Entra SSI 484                          | INSIGNIA I Entra SSI 484               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11749 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 4469\$4472\$4473                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11750 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 447044471\$4474                        | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11752 | 左心电极导线（商品名：Quartet）                                  | 1458Q                                             | 1458Q                                  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部）          |      |
| Q11753 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）                              | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm | 4086\$ 4087\$ 4088                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11754 | INSIGNIA I Entra SR 1198                             | INSIGNIA I Entra SR 1198                          | INSIGNIA I Entra SR 1198               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11755 | INSIGNIA I Entra SR 1198                             | INSIGNIA I Entra SR 1198                          | INSIGNIA I Entra SR 1198               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11756 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4456~4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室） | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11757 | INSIGNIA I Entra SR 1198                             | INSIGNIA I Entra SR 1198                          | INSIGNIA I Entra SR 1198               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11758 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 4469\$4472\$4473                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11759 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 447044471\$4474                        | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11761 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）                              | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm | 4086\$ 4087\$ 4088                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                                 | 产品规格                                              | 产品型号                                   | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11762 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11764 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11765 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 4469\$4472\$4473                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11766 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 447044471\$4474                        | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11768 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4456~4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室） | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11769 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11771 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）                              | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm | 4086\$ 4087\$ 4088                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11772 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11774 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11775 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 4469\$4472\$4473                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11776 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 447044471\$4474                        | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11778 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4456~4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室） | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                                 | 产品规格                                              | 产品型号                                   | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11779 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11781 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4456~4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室） | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11783 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）                              | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm | 4086\$ 4087\$ 4088                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11785 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 4469\$4472\$4473                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11786 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 447044471\$4474                        | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11788 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4456~4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室） | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11790 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）                              | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm | 4086\$ 4087\$ 4088                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11792 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 4469\$4472\$4473                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11793 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 447044471\$4474                        | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11795 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）                              | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm | 4086\$ 4087\$ 4088                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11796 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11798 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                                 | 产品规格                                              | 产品型号                                   | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11799 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 4469\$4472\$4473                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11800 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 447044471\$4474                        | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11802 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4456~4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室） | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11803 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11805 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）                              | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm | 4086\$ 4087\$ 4088                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11806 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11808 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11809 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 4469\$4472\$4473                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11810 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 447044471\$4474                        | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11812 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4456~4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室） | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11813 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11815 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4456~4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室） | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                                 | 产品规格                                              | 产品型号                                   | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11817 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）                              | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm | 4086\$ 4087\$ 4088                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11819 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 4469\$4472\$4473                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11820 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 447044471\$4474                        | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11822 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）                              | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm | 4086\$ 4087\$ 4088                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11823 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11825 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11826 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 4469\$4472\$4473                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11827 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 447044471\$4474                        | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11829 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4456~4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室） | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11830 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11832 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4456~4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室） | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11834 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）                              | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm | 4086\$ 4087\$ 4088                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                                 | 产品规格                                              | 产品型号                                   | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11836 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 4469\$4472\$4473                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11837 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 447044471\$4474                        | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11839 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）                              | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm | 4086\$ 4087\$ 4088                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11840 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11842 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11843 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 4469\$4472\$4473                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11844 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 447044471\$4474                        | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11846 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4456~4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室） | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11847 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11849 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）                              | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm | 4086\$ 4087\$ 4088                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11850 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11852 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                                 | 产品规格                                              | 产品型号                                   | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11853 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 4469\$4472\$4473                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11854 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 447044471\$4474                        | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11856 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4456~4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室） | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11857 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                  | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11859 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）                              | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm | 4086\$ 4087\$ 4088                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11861 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4456~4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室） | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11863 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 4469\$4472\$4473                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11864 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 447044471\$4474                        | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11866 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4456~4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室）            | 4456（心室）\$4457（心室）\$4458（心室）\$4459（心室） | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11868 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）                              | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm | 4086\$ 4087\$ 4088                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11870 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 4469\$4472\$4473                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11871 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，     | 447044471\$4474                        | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |



| 流水号    | 产品名称                                                 | 产品规格                                                      | 产品型号                                           | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11872 | 植入式心律转复除颤器（商品名：TELIGEN）                              | ICD双腔型                                                    | F110                                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11873 | ICD双极导线被动0170~0177                                   | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                        | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177             | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11874 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                          | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11875 | 植入式心律转复除颤器（商品名：TELIGEN）                              | ICD双腔型                                                    | F110                                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11876 | ICD双极导线被动0170~0177                                   | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                        | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177             | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11877 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，             | 4469\$4472\$4473                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11878 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，             | 4470\$4471\$4474                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11879 | 植入式起搏电极导管（商品名：FLEXTEND）                              | 4086型的电极长度为45cm\$4087型的电极长度为52cm\$4088型的电极长度为59cm         | 4086\$4087\$4088                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11880 | 植入式心律转复除颤器（商品名：TELIGEN）                              | ICD双腔型                                                    | F110                                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11881 | ICD双极导线被动0170~0177                                   | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                        | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177             | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11882 | 植入式心脏除颤电极导线（商品名：ENDOTAK RELIANCE）                    | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极\$0184为双线圈电 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11883 | 植入式心律转复除颤器（商品名：TELIGEN）                              | ICD双腔型                                                    | F110                                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                                 | 产品规格                                                            | 产品型号                                                                     | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11884 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                                | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11885 | 植入式心脏除颤电极导线（商品名：ENDOTAK RELIANCE）                    | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极\$ 0184为双线圈电      | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11886 | 植入式心律转复除颤器（商品名：TELIGEN）                              | ICD双腔型                                                          | F110                                                                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11887 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，                   | 4469\$4472\$4473                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11888 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，                   | 447044471\$4474                                                          | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11889 | ICD双极导线被动0170~0177                                   | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                              | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11890 | 导引导管（商品名：Acuity Break-Away）                          | 导管直径： 6F\$导管直径： 8F                                              | 7063\$7064\$7065\$7066\$7067\$7068\$7069\$7070\$7071\$7072\$7073\$7074\$ | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11891 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                                | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11892 | 植入式心律转复除颤器（商品名：COGNIS）P107                           | 6. 17*7. 95*0. 99                                               | P107                                                                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11893 | 可植入式左室心脏起搏导线（商品名：EASYTRAK 2）                         | 电极导管额定长度： 4542： 80\$<br>电极导管额定长度： 4543： 90\$<br>电极导管额定长度： 4544： | 4542\$4543\$4544                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11894 | ICD双极导线被动0170~0177                                   | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                              | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11895 | 导引导管（商品名：Acuity Break-Away）                          | 导管直径： 6F\$导管直径： 8F                                              | 7063\$7064\$7065\$7066\$7067\$7068\$7069\$7070\$7071\$7072\$7073\$7074\$ | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                                 | 产品规格                                                    | 产品型号                                                                     | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11896 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                        | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11897 | 可植入式左室心脏起搏导线（商品名：ACUITY Spiral）                      | 电极导管体直径：0.054in 近端电极导管体直径：0.059in 电极导管长度：4591：80cm\$电极导 | 4591\$4592\$4593                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11898 | 植入式心律转复除颤器（商品名：COGNIS）P107                           | 6.17*7.95*0.99                                          | P107                                                                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11899 | ICD双极导线被动0170~0177                                   | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                      | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11900 | 导引导管（商品名：Acuity Break-Away）                          | 导管直径：6F\$导管直径：8F                                        | 7063\$7064\$7065\$7066\$7067\$7068\$7069\$7070\$7071\$7072\$7073\$7074\$ | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11901 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                        | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管 4480（心房）                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11902 | 可植入式左室心脏起搏导线（商品名：ACUITY Steerable）                   | 电极导管尖端直径：0.070in；电极导管体近端直径：0.078in；电极导管长度：              | 4554\$4555                                                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11903 | 植入式心律转复除颤器（商品名：COGNIS）P107                           | 6.17*7.95*0.99                                          | P107                                                                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11904 | ICD双极导线被动0170~0177                                   | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                      | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11905 | 导引导管（商品名：Acuity Break-Away）                          | 导管直径：6F\$导管直径：8F                                        | 7063\$7064\$7065\$7066\$7067\$7068\$7069\$7070\$7071\$7072\$7073\$7074\$ | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11906 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，           | 4469\$4472\$4473                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11907 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，           | 4470\$4471\$4474                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                                 | 产品规格                                                            | 产品型号                                                                     | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11908 | 植入式心律转复除颤器（商品名：COGNIS）P107                           | 6.17*7.95*0.99                                                  | P107                                                                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11909 | 可植入式左室心脏起搏导线（商品名：EASYTRAK 2）                         | 电极导管额定长度：4542：80\$<br>电极导管额定长度：4543：90\$<br>电极导管额定长度：4544：      | 4542\$4543\$4544                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11910 | ICD双极导线被动0170~0177                                   | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                              | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11911 | 导引导管（商品名：Acuity Break-Away）                          | 导管直径：6F\$导管直径：8F                                                | 7063\$7064\$7065\$7066\$7067\$7068\$7069\$7070\$7071\$7072\$7073\$7074\$ | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11912 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，                   | 4469\$4472\$4473                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11913 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，                   | 4470\$4471\$4474                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11914 | 可植入式左室心脏起搏导线（商品名：ACUITY Spiral）                      | 电极导管体直径：0.054in 近端<br>电极导管体直径：0.059in 电极<br>导管长度：4591：80cm\$电极导 | 4591\$4592\$4593                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11915 | 植入式心律转复除颤器（商品名：COGNIS）P107                           | 6.17*7.95*0.99                                                  | P107                                                                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11916 | ICD双极导线被动0170~0177                                   | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                              | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11917 | 导引导管（商品名：Acuity Break-Away）                          | 导管直径：6F\$导管直径：8F                                                | 7063\$7064\$7065\$7066\$7067\$7068\$7069\$7070\$7071\$7072\$7073\$7074\$ | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11918 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，                   | 4469\$4472\$4473                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11919 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，                   | 4470\$4471\$4474                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                       | 产品规格                                                                | 产品型号                                                                     | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11920 | 可植入式左室心脏起搏导线<br>(商品名: ACUITY Steerable)    | 电极导管尖端直径: 0.070in;<br>电极导管体近端直径:<br>0.078in; 电极导管长度:                | 4554\$4555                                                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11921 | 植入式心律转复除颤器 (商品名: COGNIS) P107              | 6.17*7.95*0.99                                                      | P107                                                                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11922 | 临时起搏电极导管                                   | 普通临时起搏电极                                                            | 007253P                                                                  | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C.R.Bard, Inc.                               |      |
| Q11923 | 植入式心脏除颤电极导线<br>(商品名: ENDOTAK RELIANCE)     | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极 \$0184为双线圈电          | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11924 | 导引导管 (商品名: Acuity Break-Away)              | 导管直径: 6F\$导管直径: 8F                                                  | 7063\$7064\$7065\$7066\$7067\$7068\$7069\$7070\$7071\$7072\$7073\$7074\$ | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11925 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480 (心房) | 起搏电极导管 4479 (心房) \$起搏电极导管4480 (心房)                                  | 起搏电极导管 4479 (心房) \$起搏电极导管4480 (心房)                                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11926 | 植入式心律转复除颤器 (商品名: COGNIS) P107              | 6.17*7.95*0.99                                                      | P107                                                                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11927 | 可植入式左室心脏起搏导线<br>(商品名: EASYTRAK 2)          | 电极导管额定长度: 4542: 80\$<br>电极导管额定长度: 4543: 90\$<br>电极导管额定长度: 4544:     | 4542\$4543\$4544                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11928 | 植入式心脏除颤电极导线<br>(商品名: ENDOTAK RELIANCE)     | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极 \$0184为双线圈电          | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11929 | 导引导管 (商品名: Acuity Break-Away)              | 导管直径: 6F\$导管直径: 8F                                                  | 7063\$7064\$7065\$7066\$7067\$7068\$7069\$7070\$7071\$7072\$7073\$7074\$ | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11930 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480 (心房) | 起搏电极导管 4479 (心房) \$起搏电极导管4480 (心房)                                  | 起搏电极导管 4479 (心房) \$起搏电极导管4480 (心房)                                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11931 | 可植入式左室心脏起搏导线<br>(商品名: ACUITY Spiral)       | 电极导管体直径: 0.054in 近端<br>电极导管体直径: 0.059in 电极<br>导管长度: 4591: 80cm\$电极导 | 4591\$4592\$4593                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                                 | 产品规格                                                       | 产品型号                                                                     | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11932 | 植入式心律转复除颤器（商品名：COGNIS）P107                           | 6.17*7.95*0.99                                             | P107                                                                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11933 | 植入式心脏除颤电极导线（商品名：ENDOTAK RELIANCE）                    | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极 \$0184为双线圈电 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11934 | 导引导管（商品名：Acuity Break-Away）                          | 导管直径：6F\$导管直径：8F                                           | 7063\$7064\$7065\$7066\$7067\$7068\$7069\$7070\$7071\$7072\$7073\$7074\$ | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11935 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                                          | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11936 | 可植入式左室心脏起搏导线（商品名：ACUITY Steerable）                   | 电极导管尖端直径：0.070in；电极导管体近端直径：0.078in；电极导管长度：                 | 4554\$4555                                                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11937 | 植入式心律转复除颤器（商品名：COGNIS）P107                           | 6.17*7.95*0.99                                             | P107                                                                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11938 | 植入式心脏除颤电极导线（商品名：ENDOTAK RELIANCE）                    | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极 \$0184为双线圈电 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11939 | 导引导管（商品名：Acuity Break-Away）                          | 导管直径：6F\$导管直径：8F                                           | 7063\$7064\$7065\$7066\$7067\$7068\$7069\$7070\$7071\$7072\$7073\$7074\$ | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11940 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4469 4472 4473（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，              | 4469\$4472\$4473                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11941 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，              | 447044471\$4474                                                          | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11942 | 植入式心律转复除颤器（商品名：COGNIS）P107                           | 6.17*7.95*0.99                                             | P107                                                                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11943 | 可植入式左室心脏起搏导线（商品名：EASYTRAK 2）                         | 电极导管额定长度： 4542：80\$电极导管额定长度： 4543：90\$电极导管额定长度： 4544：      | 4542\$454344544                                                          | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                                     | 产品规格                                                        | 产品型号                                                                     | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11944 | 植入式心脏除颤电极导线<br>(商品名: ENDOTAK<br>RELIANCE)                | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极 \$0184为双线圈电极 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11945 | 导引导管 (商品名: Acuity Break-Away)                            | 导管直径: 6F\$导管直径: 8F                                          | 7063\$7064\$7065\$7066\$7067\$7068\$7069\$7070\$7071\$7072\$7073\$7074\$ | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11946 | 植入式起搏电极导线 (商品名: FINELINE II STEROX EZ) 4469 4472 4473 (心 | 长度: 45CM; 直径: 外径: 7Fr; 内径: 无; 其他描述: 用于心房或心室的起搏与感知,          | 4469\$4472\$4473                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11947 | 植入式起搏电极导线 (商品名: FINELINE II STEROX EZ) 4470 4471 4474 (心 | 长度: 45CM; 直径: 外径: 7Fr; 内径: 无; 其他描述: 用于心房或心室的起搏与感知,          | 447044471\$4474                                                          | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11948 | 可植入式左室心脏起搏导线 (商品名: ACUITY Spiral)                        | 电极导管体直径: 0.054in 近端电极导管体直径: 0.059in 电极导管长度: 4591: 80cm\$电极导 | 4591\$4592\$4593                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11949 | 植入式心律转复除颤器 (商品名: COGNIS) P107                            | 6.17*7.95*0.99                                              | P107                                                                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11950 | 植入式心脏除颤电极导线<br>(商品名: ENDOTAK<br>RELIANCE)                | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极 \$0184为双线圈电极 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11951 | 导引导管 (商品名: Acuity Break-Away)                            | 导管直径: 6F\$导管直径: 8F                                          | 7063\$7064\$7065\$7066\$7067\$7068\$7069\$7070\$7071\$7072\$7073\$7074\$ | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11952 | 植入式起搏电极导线 (商品名: FINELINE II STEROX EZ) 4469 4472 4473 (心 | 长度: 45CM; 直径: 外径: 7Fr; 内径: 无; 其他描述: 用于心房或心室的起搏与感知,          | 4469\$4472\$4473                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11953 | 植入式起搏电极导线 (商品名: FINELINE II STEROX EZ) 4470 4471 4474 (心 | 长度: 45CM; 直径: 外径: 7Fr; 内径: 无; 其他描述: 用于心房或心室的起搏与感知,          | 447044471\$4474                                                          | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11954 | 可植入式左室心脏起搏导线 (商品名: ACUITY Steerable)                     | 电极导管尖端直径: 0.070in; 电极导管体近端直径: 0.078in; 电极导管长度:              | 4554\$4555                                                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11955 | 植入式心律转复除颤器 (商品名: COGNIS) P107                            | 6.17*7.95*0.99                                              | P107                                                                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                                 | 产品规格                                                            | 产品型号                                                                     | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11956 | INSIGNIA I Entra DDDR 1294                           | INSIGNIA I Entra DDDR 1294                                      | INSIGNIA I Entra DDDR 1294                                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11957 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                                 | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                                          | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11958 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，                   | 4470\$4471\$4474                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11959 | 植入式心脏除颤电极导线（商品名：ENDOTAK RELIANCE）                    | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极 \$0184为双线圈电      | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11960 | 导引导管（商品名：Acuity Break-Away）                          | 导管直径： 6F4导管直径： 8F                                               | 7063\$7064\$7065\$7066\$7067\$7068\$7069\$7070\$7071\$7072\$7073\$7074\$ | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11961 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，                   | 4470\$4471\$4474                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11962 | 植入式心律转复除颤器（商品名：COGNIS）P107                           | 6. 17*7. 95*0. 99                                               | P107                                                                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11963 | 可植入式左室心脏起搏导线（商品名：EASYTRAK 2）                         | 电极导管额定长度： 4542： 80\$<br>电极导管额定长度： 4543： 90\$<br>电极导管额定长度： 4544： | 4542\$4543\$4544                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11964 | INSIGNIA I Entra DDD 986                             | INSIGNIA I Entra DDD 986                                        | INSIGNIA I Entra DDD 986                                                 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11965 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                                 | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                                          | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11966 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，                   | 4470\$4471\$4474                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11967 | INSIGNIA I Entra SSI 484                             | INSIGNIA I Entra SSI 484                                        | INSIGNIA I Entra SSI 484                                                 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |



| 流水号    | 产品名称                                                  | 产品规格                                                               | 产品型号                                                                     | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11968 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474 （心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，                      | 4470\$4471\$4474                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11969 | ICD双极导线被动0170~0177                                    | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                                 | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11970 | 导引导管（商品名：Acuity Break-Away）                           | 导管直径：6F\$导管直径：8F                                                   | 7063\$7064\$7065\$7066\$7067\$7068\$7069\$7070\$7071\$7072\$7073\$7074\$ | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11971 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474 （心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，                      | 4470\$4471\$4474                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11972 | 植入式心律转复除颤器（商品名：COGNIS）P107                            | 6. 17*7. 95*0. 99                                                  | P107                                                                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11973 | 可植入式左室心脏起搏导线（商品名：EASYTRAK 2）                          | 电极导管额定长度： 4542：80\$<br>电极导管额定长度： 4543：90\$<br>电极导管额定长度： 4544：      | 4542\$4543\$4544                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11974 | 植入式心脏除颤电极导线（商品名：ENDOTAK RELIANCE）                     | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极 \$0184为双线圈电         | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11975 | 导引导管（商品名：Acuity Break-Away）                           | 导管直径：6F\$导管直径：8F                                                   | 7063\$7064\$7065\$7066\$7067\$7068\$7069\$7070\$7071\$7072\$7073\$7074\$ | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11976 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474 （心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，                      | 4470\$4471\$4474                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11977 | 可植入式左室心脏起搏导线（商品名：ACUITY Spiral）                       | 电极导管体直径：0. 054in 近端<br>电极导管体直径：0. 059in 电极<br>导管长度： 4591：80cm\$电极导 | 4591\$4592\$4593                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11978 | 植入式心律转复除颤器（商品名：COGNIS）P107                            | 6. 17*7. 95*0. 99                                                  | P107                                                                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11979 | INSIGNIA I Entra SR 1198                              | INSIGNIA I Entra SR 1198                                           | INSIGNIA I Entra SR 1198                                                 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                                 | 产品规格                                                       | 产品型号                                                                     | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11980 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，              | 4470\$4471\$4474                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11981 | ICD双极导线被动0170~0177                                   | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                         | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11982 | 导引导管（商品名：Acuity Break-Away）                          | 导管直径：6F\$导管直径：8F                                           | 7063\$7064\$7065\$7066\$7067\$7068\$7069\$7070\$7071\$7072\$7073\$7074\$ | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11983 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，              | 4470\$4471\$4474                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11984 | 可植入式左室心脏起搏导线（商品名：ACUITY Spiral）                      | 电极导管体直径：0.054in 近端电极导管体直径：0.059in 电极导管长度： 4591：80cm\$ 电极   | 4591\$4592\$4593                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11985 | 植入式心律转复除颤器（商品名：COGNIS）P107                           | 6.17*7.95*0.99                                             | P107                                                                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11987 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                                          | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11988 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，              | 4470\$4471\$4474                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11989 | 植入式心脏除颤电极导线（商品名：ENDOTAK RELIANCE）                    | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极 \$0184为双线圈电 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11990 | 导引导管（商品名：Acuity Break-Away）                          | 导管直径：6F\$导管直径：8F                                           | 7063\$7064\$7065\$7066\$7067\$7068\$7069\$7070\$7071\$7072\$7073\$7074\$ | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11991 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，              | 4470\$4471\$4474                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11992 | 可植入式左室心脏起搏导线（商品名：ACUITY Steerable）                   | 电极导管尖端直径：0.070in；电极导管体近端直径：0.078in；电极导管长度：                 | 4554\$4555                                                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                                 | 产品规格                                          | 产品型号                                                                     | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q11993 | 植入式心律转复除颤器（商品名：COGNIS）P107                           | 6.17*7.95*0.99                                | P107                                                                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11995 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）               | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                                          | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11996 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知， | 4470\$4471\$4474                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11997 | ICD双极导线被动0170~0177                                   | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177            | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11998 | 导引导管（商品名：Acuity Break-Away）                          | 导管直径：6F\$导管直径：8F                              | 7063\$7064\$7065\$7066\$7067\$7068\$7069\$7070\$7071\$7072\$7073\$7074\$ | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q11999 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知， | 4470\$4471\$4474                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12000 | 可植入式左室心脏起搏导线（商品名：ACUTY Steerable）                    | 电极导管尖端直径：0.070in；电极导管体近端直径：0.078in；电极导管长度：    | 4554\$4555                                                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12001 | 植入式心律转复除颤器（商品名：COGNIS）P107                           | 6.17*7.95*0.99                                | P107                                                                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12003 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知， | 4470\$4471\$4474                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12005 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知， | 4470\$4471\$4474                                                         | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12006 | 植入式心律转复除颤器（商品名：TELIGEN）                              | ICD双腔型                                        | F110                                                                     | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12007 | ICD双极导线被动0170~0177                                   | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177            | 0170\$0171\$0174\$0175\$0176\$0177                                       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称                                                 | 产品规格                                                       | 产品型号                                           | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q12008 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，              | 4470\$4471\$4474                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12009 | 植入式心脏除颤电极导线（商品名：ENDOTAK RELIANCE）                    | 0180为单线圈电极\$0181为单线圈电极\$0182为单线圈电极\$0183为单线圈电极 \$0184为双线圈电 | 0180\$0181\$0182\$0183\$0184\$0185\$0186\$0187 | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12010 | 植入式心律转复除颤器（商品名：TELIGEN）                              | ICD双腔型                                                     | F110                                           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12011 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，              | 4470\$4471\$4474                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12013 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12014 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，              | 4470\$4471\$4474                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12016 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12017 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，              | 4470\$4471\$4474                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12019 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，              | 4470\$4471\$4474                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12021 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，              | 4470\$4471\$4474                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12023 | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12024 | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，              | 4470\$4471\$4474                               | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号      | 产品名称                                                 | 产品规格                                                               | 产品型号                                      | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|----------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Q12026   | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，                      | 4470\$4471\$4474                          | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12028   | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，                      | 4470\$4471\$4474                          | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12030   | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                                    | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12031   | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，                      | 4470\$4471\$4474                          | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12033   | FINELINE II STEROX植入式起搏电极导管 4479、4480（心房）            | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）                                    | 起搏电极导管 4479（心房）\$起搏电极导管4480（心房）           | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12034   | 植入式起搏电极导线（商品名：FINELINE II STEROX EZ）4470 4471 4474（心 | 长度：45CM；直径： 外径：7Fr； 内径：无； 其他描述：用于心房或心室的起搏与感知，                      | 4470\$4471\$4474                          | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| Q12035   | 剥离式外导引导管<br>CPS Direct PL                            | 导管：410210。附件:410194。\$导管：410211。附件:410194。\$导管：410212。附件:410194。\$ | 导管：410210。附件:410194。\$导管：410211。附件:410194 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部）          |      |
| QHZB0062 | 海豚鼻开放手术闭合器/分割器 5mm-20cm                              | LS1520                                                             | LS1520                                    | 美国 Covidien llc                                                                      |      |
| QHZB0063 | 组织熔合开放器械 13.5mm-18cm                                 | LF4200                                                             | LF4200                                    | 美国 Covidien llc                                                                      |      |
| QHZB0064 | 组织熔合开放器械 10mm-20cm                                   | LS1020                                                             | LS1020                                    | 美国 Covidien llc                                                                      |      |
| QHZB0065 | 组织熔合腹腔镜器械 10mm-37cm                                  | LS1037                                                             | LS1037                                    | 美国 Covidien llc                                                                      |      |
| QHZB0066 | 海豚鼻腹腔镜闭合器/分割器 5mm-37cm                               | LS1500                                                             | LS1500                                    | 美国 Covidien llc                                                                      |      |

| 流水号      | 产品名称                          | 产品规格   | 产品型号   | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|-------------------------------|--------|--------|-----------------|------|
| QHZB0067 | 单极尖端腹腔镜闭合器/分割器，直型握把 5mm-34cm  | LF5034 | LF5034 | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0068 | 带保护套的电外科器械 10' (3m)           | FT3000 | FT3000 | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0069 | 组织熔合腹腔镜器械5mm-32cm             | LS1000 | LS1000 | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0070 | 组织熔合开放器械17cm                  | LS1200 | LS1200 | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0071 | 可重复使用组织闭合开放器械，直钳口2.5cm        | LS2070 | LS2070 | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0072 | 组织熔合电极，直钳口2.5cm               | LS2071 | LS2071 | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0073 | 可重复使用弯头闭合钳2.3cm               | LS2110 | LS2110 | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0074 | 组织熔合电极，角型钳口 2.3cm             | LS2111 | LS2111 | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0075 | 可重复使用大号闭合钳 2.5cm              | LS3090 | LS3090 | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0076 | 可重复使用加长闭合钳 2.8cm              | LS3110 | LS3110 | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0077 | 单极尖端腹腔镜闭合器/分割器，手枪式握把 5mm-44cm | LF5544 | LF5544 | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0078 | 弯型小钳口开放手术闭合器/分割器 16.5mm-19cm  | LF1212 | LF1212 | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号      | 产品名称                     | 产品规格                                                                                                         | 产品型号   | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|------|
| QHZB0079 | 组织熔合电极，弯形钳口<br>2.5cm     | LS3092                                                                                                       | LS3092 | 美国 Covidien llc         |      |
| QHZB0080 | 组织熔合电极，弯形钳口<br>2.8cm     | LS3112                                                                                                       | LS3112 | 美国 Covidien llc         |      |
| QHZB0081 | 钝头腹腔镜闭合器/分割器<br>5mm-37cm | LF1537                                                                                                       | LF1537 | 美国 Covidien llc         |      |
| QHZB0082 | 单极导线15' (4.6m)           | FT0510                                                                                                       | FT0510 | 美国 Covidien llc         |      |
| QHZB0084 | 单侧多功能外固定器                | 上肢外固定器\$下肢外固定器\$手<br>腕外固定器\$手指外固定器                                                                           | 各型号    | 韩国BK Meditech Co., Ltd  |      |
| QHZB0087 | BK外固定器用骨针                | 松质骨骨针\$皮质骨骨针                                                                                                 | 各型号    | 韩国 BK Meditech Co., Ltd |      |
| QHZB0088 | 可吸收结扎夹与可重复使用<br>单发施夹钳    | 8886848700\$8886848882\$888684<br>8808\$8886848813                                                           | /      | 美国 Covidien llc         |      |
| QHZB0091 | 颈椎前路内固定系统                | PPS颈前路钛板\$CPS颈前路钛板<br>\$PPS颈椎螺钉\$CPS颈椎螺钉\$CPS<br>自锁装置                                                        | 各型号    | 韩国 BK Meditech Co., Ltd |      |
| QHZB0092 | 椎间融合器                    | 45008-23\$45009-23\$45010-<br>23\$45011-23\$45012-23\$45013-<br>23\$45014-23\$45409-23\$45410-               | /      | 韩国 BK Meditech Co., Ltd |      |
| QHZB0093 | 脊柱内固定系统                  | 连接棒\$横向连接杆\$固定螺帽\$连<br>接棒（六角）\$预弯连接棒\$提拉<br>复位螺钉\$可转向提拉复位螺钉\$                                                | 各型号    | 韩国 BK Meditech Co., Ltd |      |
| QHZB0095 | 水胶体敷料 / 康惠尔溃疡贴           | 3530\$3533\$3536\$3539\$3542\$354<br>5\$3547\$3548\$3586\$3110\$3115\$3<br>120\$3146\$3350\$3353\$3356\$3280 |        | 丹麦 Coloplast A/S        |      |
| QHZB0096 | 水凝胶敷料(商品名：康惠尔<br>清创胶)    | 3900\$3903                                                                                                   |        | 丹麦 Coloplast A/S        |      |

| 流水号      | 产品名称                | 产品规格                                                                       | 产品型号    | 生产企业             | 挂网企业 |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|------|
| QHZB0099 | 造口袋                 | 5875\$5885\$5975\$5985\$5776\$5786\$5676\$5686\$5575\$5585                 |         | 丹麦 Coloplast A/S |      |
| QHZB0100 | 造口护理用品附件            | 0509\$2650\$2655\$62041\$61523                                             |         | 丹麦 Coloplast A/S |      |
| QHZB0101 | 泡沫敷料(商品名: 康惠尔渗液吸收贴) |                                                                            |         | 丹麦 Coloplast A/S |      |
| QHZB0102 | 藻酸盐敷料               | 3705\$3710\$3715(5厘米x5厘米)\$3715(10厘米x10厘米)\$3715(15厘米x15厘米)                |         | 丹麦 Coloplast A/S |      |
| QHZB0105 | 造口护理用品(商品名: 特舒)     | 2832\$2833\$14246\$14249\$14262\$14263\$1692\$1693\$1697\$1698\$1758\$1759 |         | 丹麦 Coloplast A/S |      |
| QHZB0109 | 不锈钢球状电极             | E1000\$E1002\$E1550\$E1564                                                 | /       | 美国 Covidien llc  |      |
| QHZB0110 | 不锈钢针状电极             | E1003\$E1552                                                               | /       | 美国 Covidien llc  |      |
| QHZB0111 | 不锈钢针状延长电极           | E1552-6                                                                    | E1552-6 | 美国 Covidien llc  |      |
| QHZB0112 | EDGETM涂层刀状延长电极      | E1450-4\$E1450-6\$E1455-6                                                  | /       | 美国 Covidien llc  |      |
| QHZB0113 | EDGETM涂层刀状电极        | E1450G\$E1450X\$E1455\$E1455-4\$E1455B                                     | /       | 美国 Covidien llc  |      |
| QHZB0114 | EDGETM涂层针状电极        | E1452\$E1465                                                               | /       | 美国 Covidien llc  |      |
| QHZB0115 | EDGETM涂层针状延长电极      | E1465-6                                                                    | E1465-6 | 美国 Covidien llc  |      |



| 流水号      | 产品名称                       | 产品规格                                                                                   | 产品型号         | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|
| QHZB0116 | Opti4腔镜可伸缩L形电钩             | E2783R-28ASP\$E2783R-36ASP                                                             | /            | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0117 | Opti4腔镜可伸缩弯头电铲             | E2781R-28ASP                                                                           | E2781R-28ASP | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0118 | Opti4腔镜手持器械                | E2750                                                                                  | E2750        | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0131 | 双极镊子                       | E4051-CT\$E4052-CT\$E4053-CT\$E4054-CT\$E4055-CT\$E4057-CT\$E4058-CT\$E4059-CT\$E4060- | /            | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0132 | 双极镊子导线，可重复使用<br>15' (4.6m) | E0020V                                                                                 | E0020V       | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0133 | 腹腔镜J形钩状电极（实心<br>36cm）      | E2772-36                                                                               | E2772-36     | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0134 | 腹腔镜L形钩状电极（实心<br>36cm）      | E2773-36                                                                               | E2773-36     | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0135 | 腹腔镜L形钩状电极（实心<br>45cm）      | E2773-45                                                                               | E2773-45     | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0136 | 腹腔镜扁L形钩状电极（实心<br>36cm）     | E2774-36                                                                               | E2774-36     | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0137 | 腹腔镜弯头铲状电极（实心<br>36cm）      | E2771-36                                                                               | E2771-36     | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0138 | 腹腔镜弯头铲状电极（实心<br>45cm）      | E2771-45                                                                               | E2771-45     | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB0139 | 腹腔镜直头铲状电极（实心<br>36cm）      | E2770-36                                                                               | E2770-36     | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格                                   | 产品型号                                                                 | 生产企业                      | 挂网企业 |
|-----------|--------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| QHZB10116 | 植入式心脏起搏器     | /                                      | E60A1\$E50A1\$E10A1                                                  | 荷兰Vitatron Holding B.V    |      |
| QHZB10117 | 动脉导管未闭封堵器    | XJFD0406/0608/0810/1012/1214/1416/1618 | XJFD0406/0608/0810/1012/1214/1416/1618                               | 深圳市先健科技股份有限公司             |      |
| QHZB10118 | 房间隔缺损封堵器     | /                                      | XJFS08\$XJFS10\$XJFS12\$XJFS14\$XJFS16\$XJFS18\$XJFS20\$XJFS22\$XJFS | 深圳市先健科技股份有限公司             |      |
| QHZB10119 | 陶瓷膜室间隔缺损封堵器  | /                                      | XJFVMT104\$XJFVMT105\$XJFVMT106\$XJFVMT107\$XJFVMT108\$XJFVMT110\$   | 深圳市先健科技股份有限公司             |      |
| QHZB10120 | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器 | /                                      | XJFDT0406\$XJFDT0507\$XJFDT0608\$XJFDT0810\$XJFDT1012\$XJFDT1214\$   | 深圳市先健科技股份有限公司             |      |
| QHZB10147 | 胸主动脉瘤支架系统    | /                                      | ZTEG-2P-28-120                                                       | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZB10148 | 胸主动脉瘤支架系统    | /                                      | ZTEG-2P-28-140                                                       | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZB10149 | 胸主动脉瘤支架系统    | /                                      | ZTEG-2P-28-200                                                       | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZB10150 | 胸主动脉瘤支架系统    | /                                      | ZTEG-2P-30-120                                                       | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZB10151 | 胸主动脉瘤支架系统    | /                                      | ZTEG-2P-30-140                                                       | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZB10152 | 胸主动脉瘤支架系统    | /                                      | ZTEG-2P-30-200                                                       | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZB10153 | 胸主动脉瘤支架系统    | /                                      | ZTEG-2PT-32-160                                                      | 丹麦William Cook Europe ApS |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格 | 产品型号            | 生产企业                      | 挂网企业 |
|-----------|-----------|------|-----------------|---------------------------|------|
| QHZN10154 | 胸主动脉瘤支架系统 | /    | ZTEG-2PT-32-200 | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZN10155 | 胸主动脉瘤支架系统 | /    | ZTEG-2PT-34-157 | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZN10157 | 胸主动脉瘤支架系统 | /    | ZTEG-2PT-34-197 | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZN10158 | 胸主动脉瘤支架系统 | /    | ZTEG-2PT-36-157 | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZN10159 | 胸主动脉瘤支架系统 | /    | ZTEG-2PT-36-197 | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZN10160 | 胸主动脉瘤支架系统 | /    | ZTEG-2PT-38-152 | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZN10161 | 胸主动脉瘤支架系统 | /    | ZTEG-2PT-38-202 | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZN10162 | 胸主动脉瘤支架系统 | /    | ZTEG-2PT-40-158 | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZN10163 | 胸主动脉瘤支架系统 | /    | ZTEG-2PT-40-208 | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZN10164 | 胸主动脉瘤支架系统 | /    | ZTEG-2PT-42-158 | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZN10165 | 胸主动脉瘤支架系统 | /    | ZTEG-2PT-42-208 | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZN10166 | 胸主动脉瘤支架系统 | /    | TBE-24-80       | 丹麦William Cook Europe ApS |      |

| 流水号       | 产品名称            | 产品规格           | 产品型号                                         | 生产企业                      | 挂网企业 |
|-----------|-----------------|----------------|----------------------------------------------|---------------------------|------|
| QHZB10168 | 胸主动脉瘤支架系统       | /              | TBE-26-80                                    | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZB10169 | 胸主动脉瘤支架系统       | /              | TBE-28-80                                    | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZB10170 | 胸主动脉瘤支架系统       | /              | TBE-30-80                                    | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZB10171 | 胸主动脉瘤支架系统       | /              | TBE-32-80                                    | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZB10172 | 胸主动脉瘤支架系统       | /              | TBE-34-77                                    | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZB10173 | 胸主动脉瘤支架系统       | /              | TBE-36-77                                    | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZB10174 | 胸主动脉瘤支架系统       | /              | TBE-38-77                                    | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZB10175 | 胸主动脉瘤支架系统       | /              | TBE-40-81                                    | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZB10176 | 胸主动脉瘤支架系统       | /              | TBE-42-81                                    | 丹麦William Cook Europe ApS |      |
| QHZB10177 | 球囊导管(商品名: Coda) | /              | CODA-2-10.0-35-120-32\$CODA-2-10.0-35-120-40 | 美国Cook Incorporated       |      |
| QHZB10186 | CS型脊柱前路内固定器     | 60-160每5mm一个规格 | CSB1                                         | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司         |      |
| QHZB10187 | CS型脊柱前路内固定器     | 60-160每5mm一个规格 | CSB2                                         | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司         |      |

| 流水号       | 产品名称                     | 产品规格             | 产品型号                | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|-----------|--------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------|------|
| QHZB10188 | CS型脊柱前路内固定器              | L: 41-86每5mm一个规格 | CSB1                | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司                          |      |
| QHZB10190 | CS型脊柱前路内固定器              | L: 41-86每5mm一个规格 | CSB2                | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司                          |      |
| QHZB10191 | CS型脊柱前路内固定器              | L: 41-86每5mm一个规格 | CSB1                | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司                          |      |
| QHZB10192 | CS型脊柱前路内固定器              | L: 41-86每5mm一个规格 | CSB2                | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司                          |      |
| QHZB10228 | 生物蛋白海绵                   | 100*25*1.5(mm)*1 | 100*25*1.5(mm)*1    | 哈尔滨沛奇隆生物制药有限公司                             |      |
| QHZB10231 | 组织活检针                    | 自动活检针套装          | A1411               | 美国康尔福盛公司                                   |      |
| QHZB10236 | 一次性使用眼科手术洞巾              | /                | SSJ-L\$SSJ-M\$SSJ-S | 沈阳汇康医疗用品制造有限公司                             |      |
| QHZB11792 | 人工心脏瓣膜                   | ONXAE-19         | ONXAE-19            | 美国On-X Life Technologies, Inc.             |      |
| QHZB11799 | 巴德疝修补补片(Bard 3DMax Mesh) | 10.8cm*16cm      | 115311              | 美国Davol Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11800 | 巴德疝修补补片(Bard 3DMax Mesh) | 10.8cm*16cm      | 115321              | 美国Davol Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11801 | 巴德疝修补补片(Bard 3DMax Mesh) | 12.4cm*17.3cm    | 115312              | 美国Davol Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11802 | 巴德疝修补补片(Bard 3DMax Mesh) | 12.4cm*17.3cm    | 115322              | 美国Davol Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格          | 产品型号     | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|-----------|--------------|---------------|----------|--------------------------------------------|------|
| QHZB11804 | 人工心脏瓣膜       | ONXAE-21      | ONXAE-21 | 美国On-X Life Technologies, Inc.             |      |
| QHZB11805 | 轻量3DMax疝修补补片 | 7.9cm*13.4cm  | 117310   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11806 | 轻量3DMax疝修补补片 | 10.3cm*15.7cm | 117311   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11807 | 轻量3DMax疝修补补片 | 12.2cm*17.0cm | 117312   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11808 | 轻量3DMax疝修补补片 | 7.9cm*13.4cm  | 117320   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11809 | 轻量3DMax疝修补补片 | 10.3cm*15.7cm | 117321   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11810 | 轻量3DMax疝修补补片 | 12.2cm*17.0cm | 117322   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11811 | Composix L/P | 11.4cm*11.4cm | 134450   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11812 | Composix L/P | 10.8cm*15.9cm | 134460   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11813 | Composix L/P | 15.9cm*21.0cm | 134680   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11814 | Composix L/P | 15.9cm*26.1cm | 134610   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11815 | 人工心脏瓣膜       | ONXAE-23      | ONXAE-23 | 美国On-X Life Technologies, Inc.             |      |

| 流水号       | 产品名称              | 产品规格                       | 产品型号     | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|-----------|-------------------|----------------------------|----------|--------------------------------------------|------|
| QHZB11816 | Composix L/P      | 18.4cm*23.5cm              | 134790   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11817 | Composix L/P      | 21.0cm*26.1cm              | 134810   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11818 | Composix L/P      | 26.1cm*33.7cm              | 134113   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11819 | Composix L/P      | 26.1cm*36.2cm              | 134114   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11820 | Bard              | 12.5cm*15.5cm, 带有28-35mm开口 | 118001   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11821 | Bard              | 12.5cm*15.5cm, 带有35-45mm开口 | 118002   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11822 | Bard              | 15.5cm*20.5cm, 带有28-35mm开口 | 118003   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11823 | Bard              | 15.5cm*20.5cm, 带有35-45mm开口 | 118004   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11824 | PerFix Light Plug | 2.5cm*3.4cm                | 117050   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11825 | PerFix Light Plug | 3.3cm*3.9cm                | 117060   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11826 | 人工心脏瓣膜            | ONXAE-25                   | ONXAE-25 | 美国On-X Life Technologies, Inc.             |      |
| QHZB11827 | PerFix Light Plug | 4.1cm*4.8cm                | 117070   | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称                                       | 产品规格        | 产品型号               | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|-----------|--------------------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------------------|------|
| QHZB11828 | PerFix Light Plug                          | 3.8cm*5.0cm | 117080             | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11829 | PerFix Light Plug                          | 2.5cm*3.4cm | 117150             | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11830 | PerFix Light Plug                          | 3.3cm*3.9cm | 117160             | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11831 | PerFix Light Plug                          | 4.1cm*4.8cm | 117170             | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11832 | PerFix Light Plug                          | 3.8cm*5.0cm | 117180             | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11833 | 疝环充填补片(网塞                                  | 4.1cm*4.8   | 112770             | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11834 | 疝环充填补片(网塞                                  | 3.8cm*5.0cm | 112780             | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11835 | 疝环充填补片(网塞                                  | 4.1cm*4.8   | 112970             | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11836 | 疝环充填补片(网塞                                  | 3.8cm*5.0cm | 112980             | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11837 | 人工心脏瓣膜                                     | /           | ONXAE-27\$ONXAE-29 | 美国On-X Life Technologies, Inc.             |      |
| QHZB11838 | 巴德疝修补网织片(Bard Modified Kugel Hernia Patch) | 直径7.6cm     | 115808             | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11839 | 巴德疝修补网织片(Bard Modified Kugel Hernia Patch) | 直径10.2cm    | 115810             | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |



| 流水号       | 产品名称                                        | 产品规格          | 产品型号                                        | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|-----------|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| QHZB11840 | 巴德疝修补网织片 (Bard Modified Kugel Hernia Patch) | 直径11.4m       | 115812                                      | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11841 | 巴德疝修补网织片 (Bard Modified Kugel Hernia Patch) | 8.0cm*12.0cm  | 115814                                      | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11842 | 巴德疝修补网织片 (Bard Modified Kugel Hernia Patch) | 9.5cm*13.0cm  | 115816                                      | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11843 | 腹腔镜专用切口疝补片<br>ComposixE/X                   | 10.2cm*15.2cm | 123460                                      | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11844 | 腹腔镜专用切口疝补片<br>ComposixE/X                   | 15.2cm*20.3cm | 123680                                      | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11845 | 腹腔镜专用切口疝补片<br>ComposixE/X                   | 17.8cm*22.9cm | 123790                                      | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11846 | 腹腔镜专用切口疝补片<br>ComposixE/X                   | 20.3cm*25.4cm | 123810                                      | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11847 | 腹腔镜专用切口疝补片<br>ComposixE/X                   | 25.4cm*33cm   | 123113                                      | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11848 | 人工心脏瓣膜                                      | /             | ONXM-25\$ONXM-27\$ONXM-29\$ONXM-31\$ONXM-33 | 美国On-X Life Technologies, Inc.              |      |
| QHZB11849 | 腹腔镜专用切口疝补片<br>ComposixE/X                   | 25.4cm*35.6cm | 123114                                      | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11850 | 疝修补平片                                       | 2.5cm*10.0cm  | 112640                                      | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11851 | 疝修补平片                                       | 5.0cm*10.0cm  | 112650                                      | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格          | 产品型号   | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|-----------|------------|---------------|--------|---------------------------------------------|------|
| QHZB11852 | 疝修补平片      | 26cm*36.0cm   | 112660 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11853 | 疝修补平片      | 5.0cm*31.0cm  | 112670 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11854 | 疝修补平片      | 7.6cm*15.0cm  | 112680 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11855 | 疝修补平片      | 15.0cm*15.0cm | 112720 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11856 | 疝修补平片      | 4.5cm*10cm    | 112700 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11857 | 疝修补平片      | 4.5cm*10cm    | 112710 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11858 | 疝修补平片      | 5.9cm*13.7cm  | 113700 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11860 | 疝修补平片      | 5.9cm*13.7cm  | 113710 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11861 | 轻量大网孔疝修补平片 | 5cm*10cm      | 117008 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11862 | 轻量大网孔疝修补平片 | 7.5cm*15cm    | 117009 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11863 | 轻量大网孔疝修补平片 | 10cm*15cm     | 117010 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11864 | 轻量大网孔疝修补平片 | 15cm*15cm     | 117011 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格             | 产品型号     | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|-----------|------------|------------------|----------|---------------------------------------------|------|
| QHZB11865 | 轻量大网孔疝修补平片 | 4.5cm*15cm       | 117012   | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11866 | 轻量大网孔疝修补平片 | 6cm*13.7cm       | 117014   | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11867 | 固定系统       | 内含15个固定件, 带固定指示器 | 113019   | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11868 | 固定系统       | 内含30个固定件, 带固定指示器 | 113120   | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB11871 | 外科补片       | 13*9             | TEC1309  | 法国Sofradim Production                       |      |
| QHZB11872 | 外科补片       | 15*10            | TEC1510  | 法国Sofradim Production                       |      |
| QHZB11873 | 外科补片       | 15*15            | TEC1515  | 法国Sofradim Production                       |      |
| QHZB11874 | 外科补片       | 20*20            | TEC2020  | 法国Sofradim Production                       |      |
| QHZB11875 | 外科补片       | 30*30            | TEC3030  | 法国Sofradim Production                       |      |
| QHZB11876 | 外科补片       | 15*10            | TECR1510 | 法国Sofradim Production                       |      |
| QHZB11877 | 外科补片       | 15*15            | TECR1515 | 法国Sofradim Production                       |      |
| QHZB11878 | 外科补片       | 30*30            | TECR3030 | 法国Sofradim Production                       |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格  | 产品型号       | 生产企业                  | 挂网企业 |
|-----------|------|-------|------------|-----------------------|------|
| QHZB11879 | 外科补片 | 13*9  | TET1309    | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11880 | 外科补片 | 15*10 | TET1510    | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11882 | 外科补片 | 15*15 | TET1515    | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11883 | 外科补片 | 20*20 | TET2020    | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11884 | 外科补片 | 30*30 | TET3030    | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11885 | 外科补片 | Φ 6   | TECRT6     | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11886 | 外科补片 | Φ 8   | TECRT8     | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11887 | 外科补片 | 13*9  | TECT1309AR | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11888 | 外科补片 | 13*9  | TECT1309AL | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11889 | 外科补片 | 15*10 | TECT1510AR | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11890 | 外科补片 | 15*10 | TECT1510AL | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11891 | 外科补片 | 16*12 | TECT1612AR | 法国Sofradim Production |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格  | 产品型号       | 生产企业                  | 挂网企业 |
|-----------|------|-------|------------|-----------------------|------|
| QHZB11893 | 外科补片 | 16*12 | TECT1612AL | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11894 | 外科补片 | 15*10 | TECR1510AL | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11895 | 外科补片 | 15*10 | TECR1510AR | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11896 | 外科补片 | 6*11  | PP0611X3   | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11897 | 外科补片 | 15*10 | PP1510X3   | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11898 | 外科补片 | 15*15 | PP1515     | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11899 | 外科补片 | 20*20 | PP2020     | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11900 | 外科补片 | 30*30 | PP3030     | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11901 | 外科补片 | 6*11  | PPL0611X3  | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11902 | 外科补片 | 15*10 | PPL1510X3  | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11904 | 外科补片 | 15*15 | PPL1515    | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11905 | 外科补片 | 20*20 | PPL2020    | 法国Sofradim Production |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格      | 产品型号     | 生产企业                  | 挂网企业 |
|-----------|-------------|-----------|----------|-----------------------|------|
| QHZB11906 | 外科补片        | 30*30     | PPL3030  | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11907 | 聚丙烯和聚乳酸复合补片 | PP1208DR  | PP1208DR | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11908 | 聚丙烯和聚乳酸复合补片 | PP1208DL  | PP1208DL | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11909 | 聚丙烯和聚乳酸复合补片 | PP1509G   | PP1509G  | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11910 | 外科补片        | Φ 9cm     | PC09     | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11911 | 外科补片        | Φ 12cm    | PC012    | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11912 | 外科补片        | Φ 15cm    | PC015    | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11913 | 外科补片        | Φ 20cm    | PC020    | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11916 | 外科补片        | 15cm*10cm | PC01510  | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11917 | 外科补片        | 20cm*15cm | PC02015  | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11918 | 外科补片        | 25cm*20cm | PC02520  | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11919 | 外科补片        | 30cm*20cm | PC03020  | 法国Sofradim Production |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业                  | 挂网企业 |
|-----------|----------|-----------|-----------|-----------------------|------|
| QHZB11920 | 外科补片     | 37cm*28cm | PC03728   | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11921 | 外科补片     | 8cm*8cm   | PC02H1    | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11922 | 外科补片     | 9cm*8cm   | PC02H3    | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11923 | 外科补片     | 8cm*8.5cm | PC02H4    | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11924 | 外科补片     | Φ 8cm     | PC080S    | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11925 | 外科补片     | 15cm*10cm | PC015100S | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11927 | 外科补片     | 20cm*15cm | PC020150S | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11928 | 外科补片     | 25cm*20cm | PC025200S | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11929 | 外科补片     | 30cm*20cm | PC030200S | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11930 | 单股聚酯外科补片 | 6cm*11cm  | TCM1106   | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11931 | 单股聚酯外科补片 | 6cm*11cm  | TCM1106X3 | 法国Sofradim Production |      |
| QHZB11932 | 单股聚酯外科补片 | 15cm*10cm | TCM1510   | 法国Sofradim Production |      |

| 流水号       | 产品名称            | 产品规格      | 产品型号           | 生产企业                                    | 挂网企业 |
|-----------|-----------------|-----------|----------------|-----------------------------------------|------|
| QHZB11933 | 单股聚酯外科补片        | 15cm*10cm | TCM1510X3      | 法国Sofradim Production                   |      |
| QHZB11934 | 单股聚酯外科补片        | 15cm*15cm | TCM1515        | 法国Sofradim Production                   |      |
| QHZB11935 | 单股聚酯外科补片        | 15cm*15cm | TCM1515X3      | 法国Sofradim Production                   |      |
| QHZB11936 | 单股聚酯外科补片        | 20cm*20cm | TCM2020        | 法国Sofradim Production                   |      |
| QHZB11938 | 单股聚酯外科补片        | 20cm*20cm | TCM2020X3      | 法国Sofradim Production                   |      |
| QHZB11939 | 单股聚酯外科补片        | 15cm*30cm | TCM3015        | 法国Sofradim Production                   |      |
| QHZB11940 | 单股聚酯外科补片        | 30cm*30cm | TCM3030        | 法国Sofradim Production                   |      |
| QHZB11941 | 单股聚酯外科补片        | 30cm*45cm | TCM4530        | 法国Sofradim Production                   |      |
| QHZB11942 | 优力捷             | A20032101 | A20032101      | 美国Health Line International Corporation |      |
| QHZB11943 | 优力捷             | A20032102 | A20032102      | 美国Health Line International Corporation |      |
| QHZB11944 | 优力捷             | A20032103 | A20032103      | 美国Health Line International Corporation |      |
| QHZB11953 | Consulta/Syncra | /         | C3TR01\$C2TR01 | 美国Medtronic Inc.                        |      |



| 流水号       | 产品名称                                                          | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                | 生产企业                                                | 挂网企业 |
|-----------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| QHZB11961 | Sprint Quattro Secure (6947M);Sprint Quattro Secure S (6935M) | /                                                                                              | 6947M\$6935M                                        | 美国Medtronic Inc.                                    |      |
| QHZB11962 | Attain Ability                                                | 4196                                                                                           | 4196                                                | 美国Medtronic Inc.                                    |      |
| QHZB11965 | 心内标测电极导管                                                      | /                                                                                              | 990063-015\$990063-020\$990066                      | 美国Medtronic Inc.                                    |      |
| QHZB11967 | Arctic Front                                                  | /                                                                                              | 2AF231\$2AF281\$20MRK                               | 加拿大Medtronic CryoCath LP                            |      |
| QHZB11968 | 一次性使用射频消融电极导管                                                 | /                                                                                              | RF Conductr MC 0786022 \$RF Conductr MC 0786042\$RF | 美国Medtronic Inc.                                    |      |
| QHZB11969 | 可调控型导管鞘                                                       | /                                                                                              | 3FC12\$4FC12                                        | 加拿大Medtronic CryoCath LP                            |      |
| QHZB11971 | 心内诊断电极导管                                                      | 04122JM\$04125JM\$04121JM\$04122UM\$04125UM\$04121UM\$04120DS\$041002JM\$041005JM\$041010JM\$0 | Torqr 系列                                            | 美国Medtronic Inc.                                    |      |
| QHZB11972 | 心内诊断电极导管                                                      | 041565CS\$041865CS\$041590CS\$041890CS                                                         | Torqr CS 系列                                         | 美国Medtronic Inc.                                    |      |
| QHZB11987 | SUPREME                                                       | 6F (2. 2MM)                                                                                    | 401436                                              | 美国St. Jude Medical Daig Division (圣犹达医疗用品有限公司Daig部) |      |
| QHZB11994 | 颅骨固定系统顱骨固定系統                                                  | 10mm                                                                                           | 421702+421712                                       | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                    |      |
| QHZB11995 | 颅骨固定系统顱骨固定系統                                                  | 14mm                                                                                           | 421703+421712                                       | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                    |      |
| QHZB11996 | 颅骨固定系统顱骨固定系統                                                  | 6孔0.6                                                                                          | 421725                                              | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司                                    |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格    | 产品型号   | 生产企业             | 挂网企业 |
|-----------|----------|---------|--------|------------------|------|
| QHZB11997 | 钛合金颅颜面骨钉 | 2. 3*5  | 420311 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB11998 | 钛合金颅颜面骨钉 | 2. 3*7  | 420312 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB11999 | 钛合金颅颜面骨钉 | 2. 3*9  | 420313 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB12000 | 钛网       | 70*90   | 421752 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB12001 | 钛网       | 80*120  | 421753 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB12002 | 钛网       | 100*120 | 421754 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB12004 | 钛网       | 120*120 | 421756 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB12005 | 钛网       | 120*150 | 421757 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB12006 | 钛网       | 150*150 | 421758 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB12007 | 钛网       | 150*200 | 421759 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB12008 | 钛网       | 70*90   | 421782 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB12009 | 钛网       | 80*120  | 421783 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格    | 产品型号   | 生产企业             | 挂网企业 |
|-----------|------|---------|--------|------------------|------|
| QHZB12010 | 钛网   | 100*120 | 421784 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB12011 | 钛网   | 120*120 | 421786 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB12012 | 钛网   | 120*150 | 421787 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB12013 | 钛网   | 150*150 | 421788 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB12015 | 钛网   | 150*200 | 421789 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB12016 | 钛网   | 70*90   | 421762 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB12017 | 钛网   | 80*120  | 421763 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB12018 | 钛网   | 100*120 | 421764 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB12019 | 钛网   | 120*120 | 421766 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB12020 | 钛网   | 120*150 | 421767 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB12021 | 钛网   | 150*150 | 421768 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB12022 | 钛网   | 150*200 | 421769 | 台湾亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称                  | 产品规格        | 产品型号                                   | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|-----------|-----------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------|
| QHZB12031 | 椎体扩张球囊导管              | 20          | QN-I                                   | 苏州爱得科技发展有限公司                             |      |
| QHZB12032 | 椎体扩张球囊导管              | 15          | QN-I                                   | 苏州爱得科技发展有限公司                             |      |
| QHZB12033 | 椎体扩张球囊导管              | 10          | QN-I                                   | 苏州爱得科技发展有限公司                             |      |
| QHZB12045 | AND球囊扩张压力泵            | /           | YLB-20型                                | 苏州爱得科技发展有限公司                             |      |
| QHZB12046 | AND球囊扩张压力泵            | /           | YLB-25型                                | 苏州爱得科技发展有限公司                             |      |
| QHZB12047 | AND球囊扩张压力泵            | /           | YLB-30型                                | 苏州爱得科技发展有限公司                             |      |
| QHZB12049 | AND球囊扩张压力泵            | /           | YLB-40型                                | 苏州爱得科技发展有限公司                             |      |
| QHZB12226 | 人工心脏瓣膜                | CPHV S500系列 | S5-019\$S5-021\$S5-023\$S5-025\$S5-027 | 意大利Sorin Group Italia S.r.l（意大利索林集团有限公司） |      |
| QHZB12240 | Groshong NXT ClearVue | 4Fr单腔导管     | 7617405                                | 美国 Bard Access Systems, Inc.             |      |
| QHZB12241 | Groshong NXT ClearVue | 4. 5Fr微插管器  | 668945                                 | 美国 Bard Access Systems, Inc.             |      |
| QHZB12242 | Groshong NXT ClearVue | 4. 5Fr微插管器  | 688945                                 | 美国 Bard Access Systems, Inc.             |      |
| QHZB12243 | 经外周插管的中心静脉导管套件及附件     | 4Fr单腔导管     | 7717405                                | 美国 Bard Access Systems, Inc.             |      |

| 流水号       | 产品名称                  | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业                         | 挂网企业         |
|-----------|-----------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|
| QHZB12244 | 经外周插管的中心静脉导管<br>套件及附件 | 4.5Fr微插管器    | 668945       | 美国 Bard Access Systems, Inc. |              |
| QHZB12245 | 巴德高压注射型PICC导管         | 4Fr单腔导管      | 3174118      | 美国 Bard Access Systems, Inc. |              |
| QHZB12246 | 一次性使用纱球止血材料           | III-1型       | III-1型       | 湖南昊康医疗科技有限公司                 | 湖南昊康医疗科技有限公司 |
| QHZB12247 | 一次性使用纱球止血材料           | III-2型       | III-2型       | 湖南昊康医疗科技有限公司                 | 湖南昊康医疗科技有限公司 |
| QHZB12248 | 一次性使用纱球止血材料           | III-3型       | III-3型       | 湖南昊康医疗科技有限公司                 | 湖南昊康医疗科技有限公司 |
| QHZB12250 | 一次性使用纱球止血材料           | III-4型       | III-4型       | 湖南昊康医疗科技有限公司                 | 湖南昊康医疗科技有限公司 |
| QHZB12285 | 等离子刀头                 | FA D01S-1535 | FA D01S-1535 | 方润医疗器械科技（上海）有限公司             |              |
| QHZB12286 | 等离子刀头                 | FA D01-1535  | FA D01-1535  | 方润医疗器械科技（上海）有限公司             |              |
| QHZB12287 | 等离子刀头                 | FA D02S-1535 | FA D02S-1535 | 方润医疗器械科技（上海）有限公司             |              |
| QHZB12288 | 等离子刀头                 | FA D02-1535  | FA D02-1535  | 方润医疗器械科技（上海）有限公司             |              |
| QHZB12289 | 等离子刀头                 | FA D07-1335  | FA D07-1335  | 方润医疗器械科技（上海）有限公司             |              |
| QHZB12290 | 等离子刀头                 | FA D08-1345  | FA D08-1345  | 方润医疗器械科技（上海）有限公司             |              |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业             | 挂网企业 |
|-----------|-------|--------------|--------------|------------------|------|
| QHZB12291 | 等离子刀头 | FA D09-1330  | FA D09-1330  | 方润医疗器械科技（上海）有限公司 |      |
| QHZB12292 | 等离子刀头 | FA D11S-1330 | FA D11S-1330 | 方润医疗器械科技（上海）有限公司 |      |
| QHZB12294 | 等离子刀头 | FA D01S-1535 | FA D01S-1535 | 方润医疗器械科技（上海）有限公司 |      |
| QHZB12295 | 等离子刀头 | FA C01-1535  | FA C01-1535  | 方润医疗器械科技（上海）有限公司 |      |
| QHZB12296 | 等离子刀头 | FA C02S-1535 | FA C02S-1535 | 方润医疗器械科技（上海）有限公司 |      |
| QHZB12297 | 等离子刀头 | FA C02-1535  | FA C02-1535  | 方润医疗器械科技（上海）有限公司 |      |
| QHZB12298 | 等离子刀头 | FA C07-1335  | FA C07-1335  | 方润医疗器械科技（上海）有限公司 |      |
| QHZB12299 | 等离子刀头 | FA C08-1345  | FA C08-1345  | 方润医疗器械科技（上海）有限公司 |      |
| QHZB12300 | 等离子刀头 | FA C09-1330  | FA C09-1330  | 方润医疗器械科技（上海）有限公司 |      |
| QHZB12301 | 等离子刀头 | FA C11S-1330 | FA C11S-1330 | 方润医疗器械科技（上海）有限公司 |      |
| QHZB12302 | 等离子刀头 | FA D05-1535  | FA D05-1535  | 方润医疗器械科技（上海）有限公司 |      |
| QHZB12303 | 等离子刀头 | FS 01        | FS 01        | 方润医疗器械科技（上海）有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                        | 产品型号                                                             | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|-----------|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| QHZB12305 | 等离子刀头    | FS D01                      | FS D01                                                           | 方润医疗器械科技（上海）有限公司                                                            |      |
| QHZB12306 | 等离子刀头    | FS D02                      | FS D02                                                           | 方润医疗器械科技（上海）有限公司                                                            |      |
| QHZB12307 | 等离子刀头    | FS D03                      | FS D03                                                           | 方润医疗器械科技（上海）有限公司                                                            |      |
| QHZB12326 | 骨移植替代材料  | 25cc珠粒套装                    | 84000211                                                         | 美国Wright Medical Technology, Inc.（美国瑞特医疗技术公司）                               |      |
| QHZB12337 | 人工心脏瓣膜   | Optiform                    | F7-021\$F7-023\$F7-025\$F7-027\$F7-029\$F7-031\$F7-033           | 意大利Sorin Group Italia S.r.l（意大利索林集团有限公司）                                    |      |
| QHZB12415 | Endurant | 外径：近端直径23-36mm；长度：覆盖物长度70MM | ENTF2323C70EE\$ENTF2525C70EE\$ENTF2828C70EE\$ENTF3232C70EE\$ENTF | 美国Medtronic Inc.                                                            |      |
| QHZB12516 | Allure   | CD3371-40Q                  | CD3371-40Q                                                       | 比利时St.Jude Medical Coordination Center BVBA（比利时圣犹达医疗用品管理有限公司）               |      |
| QHZB12531 | Durata   | 7120                        | 7120                                                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| QHZB12532 | Durata   | 7121                        | 7121                                                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| QHZB12533 | Durata   | 7122                        | 7122                                                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| QHZB12534 | Durata   | 7170                        | 7170                                                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| QHZB12535 | Durata   | 7171                        | 7171                                                             | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |

| 流水号       | 产品名称             | 产品规格       | 产品型号             | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|-----------|------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| QHZB12537 | Advantio         | J062       | J062             | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| QHZB12542 | Allure Quadra    | PM3140     | PM3140           | 比利时St.Jude Medical Coordination Center BVBA<br>(比利时圣犹达医疗用品管理有限公司)                    |      |
| QHZB12543 | Allure Quadra RF | PM3242     | PM3242           | 比利时St.Jude Medical Coordination Center BVBA<br>(比利时圣犹达医疗用品管理有限公司)                    |      |
| QHZB12548 | Advantio         | J063       | J063             | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| QHZB12551 | CPS Luminary     | /          | 402856\$402857   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部)         |      |
| QHZB12552 | CPS Duo          | /          | DS2M001\$DS2M002 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部)         |      |
| QHZB12553 | Zephyr           | SR 5620    | SR 5620          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部)         |      |
| QHZB12554 | Zephyr           | DR 5820    | DR 5820          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部)         |      |
| QHZB12555 | Zephyr           | XL DR 5826 | XL DR 5826       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部)         |      |
| QHZB12556 | Zephyr           | XL SR 5626 | XL SR 5626       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部)         |      |
| QHZB12557 | Victory          | XL DR 5816 | XL DR 5816       | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部)         |      |
| QHZB12558 | Victory          | DR 5810    | DR 5810          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部)         |      |



| 流水号       | 产品名称           | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|-----------|----------------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| QHZB12560 | Advantio       | J064       | J064       | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |
| QHZB12561 | Victory        | SR 5610    | SR 5610    | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部)         |      |
| QHZB12562 | AnalyST        | CD1217-36  | CD1217-36  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部)         |      |
| QHZB12563 | AnalyST        | CD2217-36  | CD2217-36  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部)         |      |
| QHZB12564 | AnalyST Accel  | CD1219-36  | CD1219-36  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部)         |      |
| QHZB12565 | AnalyST Accel  | CD2219-36  | CD2219-36  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部)         |      |
| QHZB12566 | Ellipse        | CD1277-36  | CD1277-36  | 比利时St.Jude Medical Coordination Center BVBA (比利时圣犹达医疗用品管理有限公司)                       |      |
| QHZB12567 | Ellipse        | CD1277-36Q | CD1277-36Q | 比利时St.Jude Medical Coordination Center BVBA (比利时圣犹达医疗用品管理有限公司)                       |      |
| QHZB12568 | Ellipse        | CD2277-36  | CD2277-36  | 比利时St.Jude Medical Coordination Center BVBA (比利时圣犹达医疗用品管理有限公司)                       |      |
| QHZB12569 | Ellipse        | CD2277-36Q | CD2277-36Q | 比利时St.Jude Medical Coordination Center BVBA (比利时圣犹达医疗用品管理有限公司)                       |      |
| QHZB12570 | Fortify Assura | CD1259-40  | CD1259-40  | 比利时St.Jude Medical Coordination Center BVBA (比利时圣犹达医疗用品管理有限公司)                       |      |
| QHZB12572 | Fortify Assura | CD1259-40Q | CD1259-40Q | 比利时St.Jude Medical Coordination Center BVBA (比利时圣犹达医疗用品管理有限公司)                       |      |

| 流水号       | 产品名称           | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业                                                                                | 挂网企业 |
|-----------|----------------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
| QHZB12573 | Fortify Assura | CD2259-40  | CD2259-40  | 比利时St.Jude Medical Coordination Center BVBA<br>(比利时圣犹达医疗用品管理有限公司)                   |      |
| QHZB12574 | Fortify Assura | CD2259-40Q | CD2259-40Q | 比利时St.Jude Medical Coordination Center BVBA<br>(比利时圣犹达医疗用品管理有限公司)                   |      |
| QHZB12575 | Quadra Assura  | CD3267-40  | CD3267-40  | 比利时St.Jude Medical Coordination Center BVBA<br>(比利时圣犹达医疗用品管理有限公司)                   |      |
| QHZB12576 | Quadra Assura  | CD3267-40Q | CD3267-40Q | 比利时St.Jude Medical Coordination Center BVBA<br>(比利时圣犹达医疗用品管理有限公司)                   |      |
| QHZB12577 | Unify Assura   | CD3261-40  | CD3261-40  | 比利时St.Jude Medical Coordination Center BVBA<br>(比利时圣犹达医疗用品管理有限公司)                   |      |
| QHZB12578 | Unify Assura   | CD3261-40Q | CD3261-40Q | 比利时St.Jude Medical Coordination Center BVBA<br>(比利时圣犹达医疗用品管理有限公司)                   |      |
| QHZB12580 | Current Accel  | CD1215-36  | CD1215-36  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| QHZB12581 | Current Accel  | CD2215-36  | CD2215-36  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| QHZB12583 | Promote Accel  | CD3215-36  | CD3215-36  | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| QHZB12584 | SJM Confirm    | DM2100     | DM2100     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| QHZB12586 | Sustain XL     | PM2134     | PM2134     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |
| QHZB12587 | Sustain XL     | PM2136     | PM2136     | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm<br>Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD<br>部) |      |

| 流水号       | 产品名称                  | 产品规格      | 产品型号     | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|-----------|-----------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| QHZB12588 | Sustain XL            | PM1134    | PM1134   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| QHZB12589 | Sustain XL            | PM1136    | PM1136   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| QHZB12615 | Groshong NXT ClearVue | 4Fr单腔导管   | 7617405  | 美国 Bard Access Systems, Inc.                                                 |      |
| QHZB12626 | Groshong NXT ClearVue | 4Fr单腔导管   | 7655405  | 美国 Bard Access Systems, Inc.                                                 |      |
| QHZB12628 | Tendril STS           | 2088TC    | 2088TC   | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部) |      |
| QHZB12637 | Groshong NXT ClearVue | 4.5Fr微插管器 | 668945   | 美国 Bard Access Systems, Inc.                                                 |      |
| QHZB12642 | 内固定钛板                 | 4孔直钛板     | ZIO.6-01 | 宁波慈北医疗器械有限公司                                                                 |      |
| QHZB12643 | 内固定钛板                 | 6孔直钛板     | ZIO.6-02 | 宁波慈北医疗器械有限公司                                                                 |      |
| QHZB12644 | 内固定钛板                 | 8孔直钛板     | ZIO.6-03 | 宁波慈北医疗器械有限公司                                                                 |      |
| QHZB12645 | 内固定钛板                 | 10孔直钛板    | ZIO.6-04 | 宁波慈北医疗器械有限公司                                                                 |      |
| QHZB12646 | 内固定钛板                 | 12孔直钛板    | ZIO.6-05 | 宁波慈北医疗器械有限公司                                                                 |      |
| QHZB12647 | 内固定钛板                 | 14孔直钛板    | ZIO.6-06 | 宁波慈北医疗器械有限公司                                                                 |      |

| 流水号       | 产品名称                  | 产品规格      | 产品型号       | 生产企业                         | 挂网企业 |
|-----------|-----------------------|-----------|------------|------------------------------|------|
| QHZB12648 | Groshong NXT ClearVue | 4.5Fr微插管器 | 688945     | 美国 Bard Access Systems, Inc. |      |
| QHZB12649 | 内固定钛板                 | 16孔直钛板    | Z10.6-07   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12650 | 内固定钛板                 | 18孔直钛板    | Z10.6-08   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12651 | 内固定钛板                 | 20孔直钛板    | Z10.6-09   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12652 | 内固定钛板                 | 4孔桥直板     | Z10.6-12   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12653 | 内固定钛板                 | 6孔桥直板     | Z10.6-13   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12654 | 内固定钛板                 | 4孔L型板     | YL0.6-03   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12655 | 内固定钛板                 | 4孔L型板     | YL0.6-04   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12656 | 内固定钛板                 | 4孔L型板     | YL0.6-11.1 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12657 | 内固定钛板                 | 4孔L型板     | YL0.6-12.1 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12658 | 内固定钛板                 | 6孔X型板     | YX0.6-01   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12659 | 经外周插管的中心静脉导管<br>套件及附件 | 4Fr单腔导管   | 7717405    | 美国 Bard Access Systems, Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称                  | 产品规格     | 产品型号        | 生产企业                         | 挂网企业 |
|-----------|-----------------------|----------|-------------|------------------------------|------|
| QHZB12660 | 内固定钛板                 | 4孔X型板    | YX0.6-02    | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12661 | 内固定钛板                 | 5孔X型板    | YX0.6-03    | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12662 | 内固定钛板                 | 4孔Y型板    | YY0.6-02    | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12663 | 内固定钛板                 | 4孔Y型板    | YY0.6-03    | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12664 | 内固定钛板                 | 5孔T型板    | YT0.6-02    | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12665 | 内固定钛板                 | 6孔V型板    | YV0.6-06    | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12666 | 内固定钛板                 | 8孔V型板    | YV0.6-07    | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12667 | 内固定钛板                 | 4孔，桥距长   | ZI1.0-012   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12668 | 内固定钛板                 | 4孔，桥路短   | ZI1.0-012.1 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12669 | 内固定钛板                 | 直形双排2*2孔 | ZI0.6-201   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12671 | 经外周插管的中心静脉导管<br>套件及附件 | 3Fr单腔导管  | 7717305     | 美国 Bard Access Systems, Inc. |      |
| QHZB12672 | 内固定钛板                 | 直形双排2*4孔 | ZI0.6-202   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |

| 流水号       | 产品名称                  | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业                         | 挂网企业 |
|-----------|-----------------------|-----------|-----------|------------------------------|------|
| QHZB12673 | 内固定钛板                 | 直形双排2*6孔  | ZI0.6-203 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12674 | 内固定钛板                 | 直形双排2*8孔  | ZI0.6-204 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12675 | 内固定钛板                 | 直形双排2*4孔  | ZI1.0-201 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12676 | 内固定钛板                 | 直形双排2*6孔  | ZI1.0-202 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12677 | 内固定钛板                 | 直形双排2*8孔  | ZI1.0-203 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12678 | 内固定钛板                 | 直形双排2*10孔 | ZI1.0-204 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12679 | 内固定钛板                 | 弧形双排2*4孔  | YV1.0-201 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12680 | 内固定钛板                 | 弧形双排2*6孔  | YV1.0-202 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12681 | 内固定钛板                 | 弧形双排2*8孔  | YV1.0-203 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12682 | 经外周插管的中心静脉导管<br>套件及附件 | 4.5Fr微插管器 | 668945    | 美国 Bard Access Systems, Inc. |      |
| QHZB12683 | 内固定钛板                 | 4孔直钛板     | ZI1.0-01  | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12684 | 内固定钛板                 | 6孔直钛板     | ZI1.0-02  | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |

| 流水号       | 产品名称                     | 产品规格    | 产品型号       | 生产企业                         | 挂网企业 |
|-----------|--------------------------|---------|------------|------------------------------|------|
| QHZB12685 | 内固定钛板                    | 8孔直钛板   | ZI1.0-03   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12686 | 内固定钛板                    | 10孔直钛板  | ZI1.0-04   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12687 | 内固定钛板                    | 12孔直钛板  | ZI1.0-05   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12688 | 内固定钛板                    | 14孔直钛板  | ZI1.0-06   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12689 | 内固定钛板                    | 16孔直钛板  | ZI1.0-07   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12690 | 内固定钛板                    | 18孔直钛板  | ZI1.0-08   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12691 | 内固定钛板                    | 20孔直钛板  | ZI1.0-09   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12692 | 内固定钛板                    | 2孔直钛板   | ZI1.0-11   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12693 | Per-Q-Cath安全型预连式<br>PICC | 4Fr单腔导管 | 4134115    | 美国 Bard Access Systems, Inc. |      |
| QHZB12694 | 内固定钛板                    | 4孔桥直板   | ZI1.0-12   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12695 | 内固定钛板                    | 4孔桥直板   | ZI1.0-12.1 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12696 | 内固定钛板                    | 6孔桥直板   | ZI1.0-13   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |

| 流水号       | 产品名称                     | 产品规格    | 产品型号     | 生产企业                         | 挂网企业 |
|-----------|--------------------------|---------|----------|------------------------------|------|
| QHZB12697 | 内固定钛板                    | 4孔L型板   | YL1.0-03 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12698 | 内固定钛板                    | 4孔L型板   | YL1.0-04 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12699 | 内固定钛板                    | 4孔L型板   | YL1.0-13 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12700 | 内固定钛板                    | 4孔L型板   | YL1.0-14 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12701 | 内固定钛板                    | 6孔X形板   | YX1.0-01 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12702 | 内固定钛板                    | 4孔Y形板，短 | YY1.0-01 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12703 | 内固定钛板                    | 4孔Y形板，长 | YY1.0-02 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12704 | Per-Q-Cath安全型预连式<br>PICC | 5Fr单腔导管 | 4135115  | 美国 Bard Access Systems, Inc. |      |
| QHZB12705 | 内固定钛板                    | 4孔T形板   | YT1.0-01 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12706 | 内固定钛板                    | 6孔重建直板  | ZI2.0-02 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12707 | 内固定钛板                    | 8孔重建直板  | ZI2.0-03 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12708 | 内固定钛板                    | 16孔重建直板 | ZI2.0-07 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |



| 流水号       | 产品名称          | 产品规格                    | 产品型号        | 生产企业                         | 挂网企业 |
|-----------|---------------|-------------------------|-------------|------------------------------|------|
| QHZB12709 | 内固定钛板         | 20孔重建直板                 | ZI2.0-09    | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12710 | 内固定钛板         | 14+5孔L型重建板              | YL2.0-07    | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12711 | 内固定钛板         | 14+5孔L型重建板              | YL2.0-08    | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12712 | 内固定钛板         | 20+5孔L型重建板              | YL2.0-23    | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12713 | 内固定钛板         | 20+5孔L型重建板              | YL2.0-24    | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12714 | 内固定钛板         | 2+2孔L型重建板               | YL2.0-28    | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12715 | 巴德高压注射型PICC导管 | 4Fr单腔导管                 | 3174118     | 美国 Bard Access Systems, Inc. |      |
| QHZB12716 | 内固定钛板         | 5+20+5孔V型重建钛板           | YV2.0-05    | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12717 | 钛合金螺钉         | 普通螺纹, 直径1.5mm, 长度5mm;   | MA02-1.5×5  | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12718 | 钛合金螺钉         | 普通螺纹, 直径2.0mm, 长度6mm;   | MA02-2.0×6  | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12719 | 钛合金螺钉         | 普通螺纹, 直径2.0mm, 长度8mm;   | MA02-2.0×8  | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12720 | 钛合金螺钉         | 自钻自攻螺纹, 直径1.5mm, 长度5mm; | MA102-1.5×5 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |

| 流水号       | 产品名称          | 产品规格                  | 产品型号            | 生产企业                         | 挂网企业 |
|-----------|---------------|-----------------------|-----------------|------------------------------|------|
| QHZB12721 | 钛合金螺钉         | 自钻自攻螺纹，直径2.0mm，长度6mm； | MA102-2.0×6     | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12722 | 钛合金螺钉         | 重建钉，直径2.4mm，长度10mm    | MA03-2.4×10     | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12723 | 钛合金螺钉         | 重建钉，直径2.4mm，长度12mm    | MA03-2.4×12     | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12724 | 钛合金螺钉         | 重建钉，直径2.4mm，长度14mm    | MA03-2.4×14     | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12725 | 钛合金螺钉         | 拉力钛钉，直径2.0mm，长度10mm   | MA02-2.0×10     | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12726 | 巴德高压注射型PICC导管 | 5Fr双腔导管               | 3275118         | 美国 Bard Access Systems, Inc. |      |
| QHZB12727 | 钛合金螺钉         | 拉力钛钉，直径2.0mm，长度12mm   | MA02-2.0×12     | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12728 | 钛合金螺钉         | 拉力钛钉，直径2.0mm，长度14mm   | MA02-2.0×14     | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12729 | 钛合金螺钉         | 拉力钛钉，直径2.0mm，长度16mm   | MA02-2.0×16     | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12730 | 钛合金螺钉         | 拉力钛钉，直径2.0mm，长度18mm   | MA02-2.0×18     | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12731 | 钛合金螺钉         | 拉力钛钉，直径2.0mm，长度20mm   | MA02-2.0×20     | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12732 | 钛合金螺钉         | 支抗专用钛钉，直径1.6mm，长度9mm  | MB105-1.6×9×5.3 | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |

| 流水号       | 产品名称          | 产品规格                  | 产品型号               | 生产企业                         | 挂网企业 |
|-----------|---------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|------|
| QHZB12733 | 钛合金螺钉         | 支抗专用钛钉，直径1.6mm，长度11mm | MB105-1.6×11×7.3   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12734 | 钛合金螺钉         | 支抗专用钛钉，直径1.6mm，长度12mm | MB105-1.6×12×7.3   | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12735 | 钛合金螺钉         | 支抗专用钛钉，直径2.0mm，长度9mm  | MB105-2.0×9×5.3    | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12736 | 钛合金螺钉         | 支抗专用钛钉，直径2.0mm，长度13mm | MB105-2.0×13×6     | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12737 | 巴德高压注射型PICC导管 | 6Fr三腔导管               | 3386105            | 美国 Bard Access Systems, Inc. |      |
| QHZB12738 | 钛合金螺钉         | 颌间牵引钛钉，直径2.0mm，长度9mm  | MC105-2.0×9×5      | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12739 | 钛合金螺钉         | 颌间牵引钛钉，直径2.0mm，长度11mm | MC105-2.0×11×7     | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12740 | 钛合金螺钉         | 应急螺钉，直径1.7mm，长度6mm    | MA02-1.7×6         | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12741 | 钛合金螺钉         | 应急螺钉，直径2.3mm，长度6mm    | MA02-2.3×6         | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12742 | 钛合金螺钉         | 应急螺钉，直径2.3mm，长度8mm    | MA02-2.3×8         | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12743 | 钛合金螺钉         | 应急螺钉，直径2.7mm，长度12mm   | MA03-2.7×12        | 宁波慈北医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB12744 | 可吸收骨折内骨固定体    | 预成型眶底板                | 915-2808\$915-2809 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格     | 产品型号                                   | 生产企业                         | 挂网企业 |
|-----------|--------------|----------|----------------------------------------|------------------------------|------|
| QHZB12745 | 可吸收骨折内骨固定体   | 可吸收方头螺钉  | 915-2326                               | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12746 | 可吸收骨折内骨固定体   | 可吸收平头螺钉  | 915-2200                               | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12747 | 可吸收骨折内骨固定体   | 可吸收4孔直板  | 915-2110\$915-2111                     | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12748 | 外周插管中心静脉导管套件 | 4Fr单腔导管  | 8194118                                | 美国 Bard Access Systems, Inc. |      |
| QHZB12749 | 可吸收骨折内骨固定体   | 可吸收6孔直板  | 915-2109\$915-2112                     | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12750 | 可吸收骨折内骨固定体   | 可吸收8孔直板  | 915-2113\$915-2108                     | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12751 | 可吸收骨折内骨固定体   | 可吸收16孔直板 | 915-2115                               | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12752 | 可吸收骨折内骨固定体   | 可吸收6孔弧型板 | 915-2114\$915-2103                     | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12753 | 可吸收骨折内骨固定体   | 可吸收L型板   | 915-2150\$915-2151\$915-2102\$915-2101 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12754 | 可吸收骨折内骨固定体   | 可吸收网版    | 915-2100                               | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12755 | 可吸收骨折内骨固定体   | 可吸收方头螺钉  | 915-2300\$915-2301\$915-2321           | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12756 | 可吸收骨折内骨固定体   | 可吸收平头螺钉  | 915-2221                               | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格                | 产品型号                               | 生产企业                         | 挂网企业 |
|-----------|--------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------|------|
| QHZB12757 | 颅颌固定系统       | 1.5MM4孔直板           | 01-7040\$01-7045                   | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12758 | 颅颌固定系统       | 1.5MM6孔普通直板         | 01-7050                            | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12759 | 外周插管中心静脉导管套件 | 5Fr单腔导管             | 8195118                            | 美国 Bard Access Systems, Inc. |      |
| QHZB12760 | 颅颌固定系统       | 1.5MM8孔普通直板         | 01-7062                            | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12761 | 颅颌固定系统       | 1.5MM6孔眶骨弧型板        | 01-7126                            | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12762 | 颅颌固定系统       | 1.5MM8孔眶骨弧型板        | 01-7128                            | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12763 | 颅颌固定系统       | 1.5MM2*2孔L型板        | 01-7070\$01-7071\$01-7078\$01-7079 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12764 | 颅颌固定系统       | 1.5MM预成形框底板, 0.3mm厚 | 01-7106\$01-7107\$01-7108\$01-7109 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12765 | 颅颌固定系统       | 2.0MM4孔常规直型板        | 01-9204                            | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12766 | 颅颌固定系统       | 2.0MM4孔中等直型板        | 01-9288                            | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12767 | 颅颌固定系统       | 2.0MM6孔常规直型板        | 01-9206                            | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12768 | 颅颌固定系统       | 2.0MM6孔中等直板         | 01-9289                            | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格                 | 产品型号                                        | 生产企业                         | 挂网企业 |
|-----------|--------------|----------------------|---------------------------------------------|------------------------------|------|
| QHZB12769 | 颅颌固定系统       | 2.0MM6孔眶骨弧型板         | 01-9226                                     | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12770 | 外周插管中心静脉导管套件 | 5Fr双腔导管              | 8295118                                     | 美国 Bard Access Systems, Inc. |      |
| QHZB12771 | 颅颌固定系统       | 2.0MM16孔常规直型板        | 01-9216                                     | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12772 | 颅颌固定系统       | 2.0MM8孔眶骨弧型板         | 01-8019                                     | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12773 | 颅颌固定系统       | 2.0MM 2*2孔L型板        | 01-9292\$01-9290\$01-9233\$01-9232          | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12774 | 颅颌固定系统       | 2.0*5MM强扭矩十字自钻螺钉     | 95-6205\$95-6207                            | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12775 | 颅颌固定系统       | 2.0强扭矩十字自攻螺钉         | 95-2005\$95-2007\$95-2009\$95-2011\$95-2013 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12776 | 颅颌固定系统       | 2.0MM5*10孔锁定角板       | 20-4540\$20-4541                            | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12777 | 颅颌固定系统       | 2.0MM锁定双角板           | 20-4544                                     | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12778 | 颅颌固定系统       | 2.0MM强扭矩十字锁定自攻螺钉     | 25-2107\$25-2109\$25-2111\$25-2113          | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12779 | 颅颌固定系统       | 2.4MM5*11孔锁定重建角板     | 24-4540\$24-4541                            | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB12780 | 颅颌固定系统       | 2.4MM5*24*5孔锁定重建双侧角板 | 24-4544                                     | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格               | 产品型号                                                               | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|-----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| QHZB12782 | 外周插管中心静脉导管套件 | 6Fr三腔导管            | 8396118                                                            | 美国 Bard Access Systems, Inc.             |      |
| QHZB12783 | 颅颌固定系统       | 2.4MM5*22孔锁定重建角板   | 24-4542\$24-4543                                                   | 美国Biomet Microfixation, Inc.             |      |
| QHZB12784 | 颅颌固定系统       | 2.4MM强扭矩十字自攻锁定螺钉   | 85-2508\$85-2510\$85-2512\$85-2514                                 | 美国Biomet Microfixation, Inc.             |      |
| QHZB12785 | 颅颌固定系统       | 1.5mm系列强扭矩十字自攻自钻螺钉 | 95-6105                                                            | 美国Biomet Microfixation, Inc.             |      |
| QHZB12786 | 颅颌固定系统       | 2.0mm强扭矩十字自攻自钻螺钉   | 95-6205                                                            | 美国Biomet Microfixation, Inc.             |      |
| QHZB12787 | 可吸收骨折内骨固定体   | 2.0×7MM方头螺钉, 2 / 包 | 915-2301                                                           | 美国Biomet Microfixation, Inc.             |      |
| QHZB12788 | 带袢钛板         | /                  | 72200146\$72200147\$72200148\$72200149\$72200150\$72200151\$722001 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12789 | ENDOBUTTON   | 带袢钛板               | 72200147                                                           | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12790 | ENDOBUTTON   | 带袢钛板               | 72200148                                                           | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12791 | ENDOBUTTON   | 带袢钛板               | 72200149                                                           | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12792 | ENDOBUTTON   | 带袢钛板               | 72200150                                                           | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12794 | ENDOBUTTON   | 带袢钛板               | 72200151                                                           | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|-----------|------------|------|----------|------------------------------------------|------|
| QHZB12795 | ENDOBUTTON | 带袢钛板 | 72200152 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12796 | ENDOBUTTON | 带袢钛板 | 72200153 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12797 | ENDOBUTTON | 带袢钛板 | 72200154 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12798 | ENDOBUTTON | 带袢钛板 | 72200155 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12799 | ENDOBUTTON | 带袢钛板 | 7209352  | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12800 | ENDOBUTTON | 带袢钛板 | 7207323  | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12801 | ENDOBUTTON | 带袢钛板 | 7207324  | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12802 | ENDOBUTTON | 带袢钛板 | 7207325  | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12803 | ENDOBUTTON | 带袢钛板 | 7207326  | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12805 | ENDOBUTTON | 带袢钛板 | 7207327  | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12806 | ENDOBUTTON | 带袢钛板 | 7207328  | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12807 | ENDOBUTTON | 带袢钛板 | 7207329  | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |



| 流水号       | 产品名称       | 产品规格    | 产品型号    | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|-----------|------------|---------|---------|------------------------------------------|------|
| QHZB12808 | ENDOBUTTON | 带袢钛板    | 7209353 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12809 | ENDOBUTTON | 带袢钛板    | 7209354 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12810 | ENDOBUTTON | 骨髓骨带袢钛板 | 7210080 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12811 | ENDOBUTTON | 骨髓骨带袢钛板 | 7210081 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12812 | ENDOBUTTON | 骨髓骨带袢钛板 | 7210082 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12813 | ENDOBUTTON | 骨髓骨带袢钛板 | 7210083 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12814 | ENDOBUTTON | 骨髓骨带袢钛板 | 7210084 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12816 | ENDOBUTTON | 骨髓骨带袢钛板 | 7210085 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12817 | ENDOBUTTON | 骨髓骨带袢钛板 | 7210086 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12818 | ENDOBUTTON | 骨髓骨带袢钛板 | 7210087 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12819 | ENDOBUTTON | 骨髓骨带袢钛板 | 7210088 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12820 | ENDOBUTTON | 钛板      | 13186   | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格   | 产品型号     | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|-----------|------------|--------|----------|------------------------------------------|------|
| QHZB12821 | ENDOBUTTON | 钛板     | 72200134 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12822 | ENDOBUTTON | 直接固定钛板 | 72201206 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12823 | ENDOBUTTON | 直接固定钛板 | 72201207 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12824 | ENDOBUTTON | 直接固定钛板 | 72201208 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12825 | ENDOBUTTON | 直接固定钛板 | 72201209 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12827 | ENDOBUTTON | 线圈     | 72200839 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12828 | ENDOBUTTON | 线圈     | 72200840 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12829 | ENDOBUTTON | 线圈     | 72200841 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12830 | ENDOBUTTON | 线圈     | 72200842 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12831 | ENDOBUTTON | 线圈     | 72200843 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12832 | ENDOBUTTON | 线圈     | 72200844 | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB12833 | ENDOBUTTON | 线圈     | 14868    | 美国Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格  | 产品型号    | 生产企业                  | 挂网企业 |
|-----------|--------|-------|---------|-----------------------|------|
| QHZB12834 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207554 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12835 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207555 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12836 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207557 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12838 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207558 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12839 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207560 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12840 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207561 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12841 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207562 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12842 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207563 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12843 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207564 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12844 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207565 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12845 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207566 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12846 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207567 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格  | 产品型号    | 生产企业                  | 挂网企业 |
|-----------|--------|-------|---------|-----------------------|------|
| QHZB12847 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207568 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12849 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207607 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12850 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207608 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12851 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207916 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12852 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207918 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12853 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207919 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12854 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207920 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12855 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207921 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12856 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207922 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12857 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207923 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12858 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207924 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12860 | BioRCI | 可吸收螺钉 | 7207581 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |

| 流水号       | 产品名称                          | 产品规格                      | 产品型号     | 生产企业                  | 挂网企业 |
|-----------|-------------------------------|---------------------------|----------|-----------------------|------|
| QHZB12861 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>6mm×20mm    | 72201768 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12862 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>6mm×25mm    | 72201769 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12863 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>6mm×25mm，反向 | 72201770 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12864 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>7mm×20mm    | 72201771 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12865 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>7mm×25mm    | 72201772 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12866 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>7mm×25mm，反向 | 72201773 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12867 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>7mm×30mm    | 72201774 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12868 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>8mm×20mm    | 72201775 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12869 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>8mm×25mm    | 72201776 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12871 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>8mm×25mm，反向 | 72201777 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12872 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>8mm×30mm    | 72201778 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12873 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>8mm×35mm    | 72201779 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |

| 流水号       | 产品名称                          | 产品规格                    | 产品型号     | 生产企业                  | 挂网企业 |
|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|------|
| QHZB12874 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>9mm×20mm  | 72201780 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12875 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>9mm×25mm  | 72201781 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12876 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>9mm×30mm  | 72201782 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12877 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>9mm×35mm  | 72201783 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12878 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>10mm×20mm | 72201784 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12879 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>10mm×25mm | 72201785 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12880 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>10mm×30mm | 72201786 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12882 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>10mm×35mm | 72201787 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12883 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>11mm×25mm | 72201788 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12884 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>11mm×30mm | 72201789 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12885 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>11mm×35mm | 72201790 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12886 | BIOSURE HA Interference Screw | 增强型羟基磷灰石螺钉<br>12mm×35mm | 72201791 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |

| 流水号       | 产品名称                                    | 产品规格                     | 产品型号    | 生产企业                  | 挂网企业 |
|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|------|
| QHZB12888 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA螺钉 7/8×25mm | 7207675 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12889 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA螺钉 7/8×30mm | 7207676 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12890 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA螺钉 7/7×30mm | 7207677 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12894 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA螺钉 8×30mm   | 7207679 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12895 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA螺钉 8×35mm   | 7207680 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12896 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA螺钉 9×25mm   | 7207681 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12897 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA螺钉 9×30mm   | 7207682 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12898 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA螺钉 9×35mm   | 7207683 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12899 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA螺钉 7/7×20mm | 7207686 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12900 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA螺钉 8×20mm   | 7209012 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12901 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA螺钉 9×20mm   | 7209013 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12902 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA螺钉 11×30mm  | 7209014 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |

| 流水号       | 产品名称                                    | 产品规格                             | 产品型号     | 生产企业                  | 挂网企业 |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------|-----------------------|------|
| QHZB12903 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA螺钉 12×35mm          | 7209015  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12905 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA螺钉 10×25mm          | 7209016  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12906 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA螺钉 10×30mm          | 7209017  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12907 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA螺钉 10×35mm          | 7209018  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12908 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA反向螺纹螺钉 10×25mm      | 7209019  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12909 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA反向螺纹螺钉 9×25mm       | 7209020  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12910 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA反向螺纹螺钉 8×25mm       | 7209021  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12911 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA螺钉 11×35mm          | 7209022  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12912 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | BIORCI LLA/HA反向螺纹螺钉 7/8×25mm     | 7209023  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12927 | Smith & Nephew HAPLA Interference Screw | 增强型聚醚醚酮界面螺钉                      | 72202271 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12940 | 双固定螺钉系统                                 | 5.0钛合金螺钉，2根2号 DuraBraid缝线和插入器    | 7210181  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12942 | 双固定螺钉系统                                 | 5.0钛合金螺钉，2根2号 DuraBraid缝线、缝针和插入器 | 7210300  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |



| 流水号       | 产品名称    | 产品规格                                | 产品型号     | 生产企业                  | 挂网企业 |
|-----------|---------|-------------------------------------|----------|-----------------------|------|
| QHZB12943 | 双固定螺钉系统 | 6.5钛合金螺钉，2根2号<br>DuraBraid缝线和插入器    | 7210213  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12944 | 双固定螺钉系统 | 6.5钛合金螺钉，2根2号<br>DuraBraid缝线和插入器    | 72200769 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12945 | 双固定螺钉系统 | 6.5钛合金螺钉，2根2号<br>DuraBraid缝线、缝针和插入器 | 7210214  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12946 | 双固定螺钉系统 | 5.0钛合金螺钉，2根2号<br>Ultrabraid缝线和插入器   | 7210598  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12949 | 双固定螺钉系统 | 6.5钛合金螺钉，2根2号<br>Ultrabraid缝线和插入器   | 7210599  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12950 | 双固定螺钉系统 | 6.5钛合金螺钉，2根2号<br>Ultrabraid缝线和插入器   | 72200758 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12951 | 双固定螺钉系统 | 3.5钛合金螺钉，2根2号<br>DuraBraid缝线和插入器    | 7210182  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12952 | 双固定螺钉系统 | 3.5钛合金螺钉，2根2号<br>DuraBraid缝线和插入器    | 72200763 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12953 | 双固定螺钉系统 | 3.5钛合金螺钉，2根2号<br>DuraBraid缝线、缝针和插入器 | 7210302  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12954 | 双固定螺钉系统 | 3.5钛合金螺钉，2根2号<br>Ultrabraid缝线和插入器   | 7210597  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12956 | 双固定螺钉系统 | 2.8钛合金螺钉，1根2号<br>DuraBraid缝线和插入器    | 7210183  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12957 | 双固定螺钉系统 | 2.8钛合金螺钉，1根2号<br>DuraBraid缝线和插入器    | 72200762 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格                                  | 产品型号     | 生产企业                  | 挂网企业 |
|-----------|-------------|---------------------------------------|----------|-----------------------|------|
| QHZB12958 | 双固定螺钉系统     | 2.8钛合金螺钉，1根2号<br>Ultrabraid缝线和插入器     | 7210595  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12959 | Sprinte OTW | 多种规格                                  | 多种型号     | 美国Medtronic Inc.      |      |
| QHZB12961 | 双固定螺钉系统     | 2.0钛合金螺钉，2根3-0号<br>DuraBraid缝线和插入器    | 7210295  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12963 | 双固定螺钉系统     | 2.0钛合金螺钉，2根3-0号<br>DuraBraid缝线、缝针和插入器 | 7210303  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12964 | 双固定螺钉系统     | 2.8钛合金螺钉，2根2-0号<br>DuraBraid缝线和插入器    | 7210294  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12965 | 双固定螺钉系统     | 2.8钛合金螺钉，2根2-0号<br>DuraBraid缝线和插入器    | 72200796 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12966 | 双固定螺钉系统     | 2.8钛合金螺钉，2根2-0号<br>DuraBraid缝线、缝针和插入器 | 7210301  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12967 | 双固定螺钉系统     | 2.8钛合金螺钉，1根1号<br>DuraBraid缝线、缝针和插入器   | 7210292  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12968 | 双固定螺钉系统     | 2.8钛合金螺钉，1根1号<br>DuraBraid缝线、缝针和插入器   | 72200761 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12969 | 双固定螺钉系统     | 3.5钛合金螺钉，2根2号<br>Ultrabraid缝线、缝针和插入器  | 7210707  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12971 | 双固定螺钉系统     | 5.0钛合金螺钉，2根2号<br>Ultrabraid缝线、缝针和插入器  | 7210708  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12972 | 双固定螺钉系统     | 6.5钛合金螺钉，2根2号<br>Ultrabraid缝线、缝针和插入器  | 7210709  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格                                 | 产品型号     | 生产企业                  | 挂网企业 |
|-----------|---------|--------------------------------------|----------|-----------------------|------|
| QHZB12973 | 双固定螺钉系统 | 5.0钛合金螺钉，2根2号<br>Ultrabraid缝线、缝针和插入器 | 7209407  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12974 | 双固定螺钉系统 | 5.0钛合金螺钉，2根2号<br>Ultrabraid缝线、缝针和插入器 | 72200767 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12975 | 双固定螺钉系统 | 3.5钛合金螺钉，2根2号<br>Ultrabraid缝线、缝针和插入器 | 7209408  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12976 | 双固定螺钉系统 | 3.5钛合金螺钉，2根2号<br>Ultrabraid缝线、缝针和插入器 | 72200764 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12977 | 双固定螺钉系统 | 3.5钛合金螺钉，2根2号<br>Ultrabraid缝线和插入器    | 7210690  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12978 | 双固定螺钉系统 | 3.5钛合金螺钉，2根2号<br>Ultrabraid缝线和插入器    | 72200765 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12979 | 双固定螺钉系统 | 5.0钛合金螺钉，2根2号<br>Ultrabraid缝线和插入器    | 7210691  | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12980 | 双固定螺钉系统 | 5.0钛合金螺钉，2根2号<br>Ultrabraid缝线和插入器    | 72200768 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12981 | 血管造影导管  | 多种规格                                 | 多种型号     | 美国Medtronic Inc.      |      |
| QHZB12982 | 双固定螺钉系统 | 3.5钛合金螺钉，1根2号<br>DuraBraid缝线和插入器     | 72200820 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12987 | 双固定螺钉系统 | 2号Ultrabraid白色缝线和缝<br>针，38”，10个/盒    | 72200886 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12988 | 双固定螺钉系统 | 2号Ultrabraid缝线和缝针，<br>38”，10个/盒      | 72200887 | 美国 Smith & Nephew Inc |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格                            | 产品型号                             | 生产企业                  | 挂网企业 |
|-----------|---------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------|------|
| QHZB12989 | 双固定螺钉系统 | 2号Ultrabraid缝线和缝针组合包装，38”，10个/盒 | 7210914                          | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12990 | 双固定螺钉系统 | 2号Ultrabraid缝线和缝针组合包装，38”，10个/盒 | 7210915                          | 美国 Smith & Nephew Inc |      |
| QHZB12998 | 腕掌固定矫形器 | 左/右 (S. M. L)                   | DA143-2                          | 太原德奥康复技术产业有限公司        |      |
| QHZB12999 | 肘关节矫形器  | 均码                              | DA121                            | 太原德奥康复技术产业有限公司        |      |
| QHZB13000 | 肩外展矫形器  | 成人均码儿童 (S. M. L)                | DA111-2                          | 太原德奥康复技术产业有限公司        |      |
| QHZB13001 | 踝足矫形器   | (S. M. L)                       | DA341-7                          | 太原德奥康复技术产业有限公司        |      |
| QHZB13002 | 膝关节矫形器  | 左右 (S. M. L)                    | DA334-4                          | 太原德奥康复技术产业有限公司        |      |
| QHZB13005 | 髌矫形器    | (S. M. L)                       | DA311-4                          | 太原德奥康复技术产业有限公司        |      |
| QHZB13006 | 胸腰固定矫形器 | 均码                              | DA233-2                          | 太原德奥康复技术产业有限公司        |      |
| QHZB13007 | 颈胸矫形器   | 均码                              | DA215-4                          | 太原德奥康复技术产业有限公司        |      |
| QHZB13015 | 动脉鞘     | 040031A                         | 6F                               | 美国Medtronic Inc.      |      |
| QHZB13026 | Everest | /                               | AC2200\$AC3200\$AC2205P\$AC3205P | 美国Medtronic Inc.      |      |

| 流水号       | 产品名称                   | 产品规格                                                                      | 产品型号                                                             | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|-----------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| QHZB13034 | RotaLink               | /                                                                         | H80222782001A0\$H802227680020\$H802227680030\$H802227680040\$H80 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB13035 | Rotablator             | /                                                                         | H802220200381\$H802224360021\$H802216000031                      | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB13036 | Stingray               | /                                                                         | H749M1000C0                                                      | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB13037 | Radifocus Guide Wire M | 多种规格                                                                      | 多种型号                                                             | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社 (テルモ株式会社)    |      |
| QHZB13038 | Stingray               | /                                                                         | H749M3004C0\$H749M3012C0\$H749M3010C0                            | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB13039 | CrossBoss              | /                                                                         | H749M2000C0                                                      | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB13041 | Emerge Over the Wire   | 支架长度 (mm) 8' 12' 15' 20' 30' 支架直径 (mm) 1. 20' 1. 50' 2. 0' 2. 25' 2. 5' 2 | /                                                                | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB13042 | Opticross              | /                                                                         | H749518100 (51810)                                               | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB13043 | iLab                   | /                                                                         | H749iLab220c270\$H749A70200\$H749MDU5PLUS0                       | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB13048 | Extractor              | /                                                                         | CG1502\$CG1552\$CG1602\$CG1652                                   | 日本TERUMO CLINICAL SUPPLY CO., LTD.          |      |
| QHZB13055 | Hiryu                  | 多种规格                                                                      | 多种型号                                                             | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社 (テルモ株式会社)    |      |
| QHZB13056 | Ryujin                 | 多种规格                                                                      | 多种型号                                                             | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社 (テルモ株式会社)    |      |

| 流水号       | 产品名称                                | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|-------------------------------------|------------|------------|-------------------------|------|
| QHZB13067 | HI-TORQUE PILOT                     | 多种规格       | 多种型号       | 美国Abbott Vascular       |      |
| QHZB13070 | 博士医生                                | 50T        | TD-4279A专机 | 泰博科技股份有限公司              |      |
| QHZB13103 | Advisa DR MRI<br>SureScan/Advisa DR | A3DR01     | A3DR01     | 美国Medtronic Inc.        |      |
| QHZB13104 | Advisa DR MRI<br>SureScan/Advisa DR | A5DR01     | A5DR01     | 美国Medtronic Inc.        |      |
| QHZB13128 | 起搏电极导线                              | ICM09      | ICM09      | 荷兰Vitatron Holding B.V. |      |
| QHZB13129 | 起搏电极导线                              | ICM09B     | ICM09B     | 荷兰Vitatron Holding B.V. |      |
| QHZB13130 | 起搏电极导线                              | ICM09JB    | ICM09JB    | 荷兰Vitatron Holding B.V. |      |
| QHZB13137 | 左心部传送导管系统                           | 6250VIS    | 6250VIS    | 美国Medtronic Inc.        |      |
| QHZB13138 | 左心部传送导管系统                           | 6250VI-45S | 6250VI-45S | 美国Medtronic Inc.        |      |
| QHZB13139 | 左心部传送导管系统                           | 6250VI-50S | 6250VI-50S | 美国Medtronic Inc.        |      |
| QHZB13140 | 左心部传送导管系统                           | 6250VI-57S | 6250VI-57S | 美国Medtronic Inc.        |      |
| QHZB13141 | 左心部传送导管系统                           | 6250VI-AM  | 6250VI-AM  | 美国Medtronic Inc.        |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业             | 挂网企业 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|------------------|------|
| QHZB13142 | 左心部传送导管系统 | 6250VI-EH   | 6250VI-EH   | 美国Medtronic Inc. |      |
| QHZB13143 | 左心部传送导管系统 | 6250VI-EHXL | 6250VI-EHXL | 美国Medtronic Inc. |      |
| QHZB13144 | 左心部传送导管系统 | 6250VI-MB2  | 6250VI-MB2  | 美国Medtronic Inc. |      |
| QHZB13145 | 左心部传送导管系统 | 6250VI-MB2X | 6250VI-MB2X | 美国Medtronic Inc. |      |
| QHZB13146 | 左心部传送导管系统 | 6250VI-MP   | 6250VI-MP   | 美国Medtronic Inc. |      |
| QHZB13147 | 左心部传送导管系统 | 6250VI-MPR  | 6250VI-MPR  | 美国Medtronic Inc. |      |
| QHZB13148 | 左心部传送导管系统 | 6250VI-MPX  | 6250VI-MPX  | 美国Medtronic Inc. |      |
| QHZB13149 | 左心部传送导管系统 | 6250VI-3D   | 6250VI-3D   | 美国Medtronic Inc. |      |
| QHZB13151 | 传送导管系统    | 6248VI-90S  | 6248VI-90S  | 美国Medtronic Inc. |      |
| QHZB13152 | 传送导管系统    | 6248VI-90L  | 6248VI-90L  | 美国Medtronic Inc. |      |
| QHZB13153 | 传送导管系统    | 6248VI-130  | 6248VI-130  | 美国Medtronic Inc. |      |
| QHZB13154 | 传送导管系统    | 6248VI-130L | 6248VI-130L | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业             | 挂网企业 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|------------------|------|
| QHZB13155 | 传送导管系统    | 6248VI-90P  | 6248VI-90P  | 美国Medtronic Inc. |      |
| QHZB13156 | 传送导管系统    | 6248VI-90SP | 6248VI-90SP | 美国Medtronic Inc. |      |
| QHZB13157 | 传送导管系统    | 6248VI-130P | 6248VI-130P | 美国Medtronic Inc. |      |
| QHZB13208 | 双叶式机械心脏瓣膜 | /           | GKS19A      | 北京思达医用装置有限公司     |      |
| QHZB13209 | 双叶式机械心脏瓣膜 | /           | GKS21A      | 北京思达医用装置有限公司     |      |
| QHZB13210 | 双叶式机械心脏瓣膜 | /           | GKS23A      | 北京思达医用装置有限公司     |      |
| QHZB13211 | 双叶式机械心脏瓣膜 | /           | GKS25A      | 北京思达医用装置有限公司     |      |
| QHZB13212 | 双叶式机械心脏瓣膜 | /           | GKS27A      | 北京思达医用装置有限公司     |      |
| QHZB13213 | 双叶式机械心脏瓣膜 | /           | GKS23M      | 北京思达医用装置有限公司     |      |
| QHZB13214 | 双叶式机械心脏瓣膜 | /           | GKS25M      | 北京思达医用装置有限公司     |      |
| QHZB13215 | 双叶式机械心脏瓣膜 | /           | GKS27M      | 北京思达医用装置有限公司     |      |
| QHZB13216 | 双叶式机械心脏瓣膜 | /           | GKS29M      | 北京思达医用装置有限公司     |      |



| 流水号       | 产品名称          | 产品规格                                                            | 产品型号                                                               | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| QHZB13217 | 双叶式机械心脏瓣膜     | /                                                               | GKS31M                                                             | 北京思达医用装置有限公司                                |      |
| QHZB13218 | 一次性使用心脏固定器    | SDTS001心表固定器                                                    | SDTS001心表固定器                                                       | 北京思达医用装置有限公司                                |      |
| QHZB13219 | 一次性使用心脏固定器    | SDTS002心尖吸引器                                                    | SDTS002心尖吸引器                                                       | 北京思达医用装置有限公司                                |      |
| QHZB13221 | 球囊导引导管        | 外径2.7/3.0mm, 内径1.9/2.1mm, 导管长度80/95cm。                          | 90073\$90074\$90076\$90077                                         | 美国Concentric Medical, Inc.                  |      |
| QHZB13228 | 颅内支架系统        | 直径: 外径: 输送器外径3F, 支架直径2.5-4.5mm, ;长度: 支架长度10, 15, 20, 30MM;      | M003E3250150\$M003E3250200\$M003E3300150\$M003E3300200\$M003E330   | 美国Stryker Neurovascular                     |      |
| QHZB13229 | 可脱弹簧圈         | 直径: 外径: 2-24mm;长度: 2-40cmCM;其他描述: 适用于颅内动脉瘤的栓塞治疗, 和金属弹簧          | M003497202SR0\$M003497203SR0\$M003497204SR0\$M003497206SR0\$M003   | 美国Stryker Neurovascular                     |      |
| QHZB13230 | 电源连接线         | 直径: 外径: 电压9v, 电流调节档0.5MA, 0.75MA, 1.0MA, 共3档;                   | M00345110240                                                       | 美国Stryker Neurovascular                     |      |
| QHZB13231 | InZone        | M00345100950                                                    | M00345100950                                                       | 美国Stryker Neurovascular                     |      |
| QHZB13235 | Apex Monorail | 直径: 外径: 1.5/2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.25/3.5/3.75/4.0/4.5/5.0MM;长 | H7493896120150\$H7493896115150\$H7493896112150\$H7493896108150\$   | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB13237 | 球囊扩张导管        | 直径: 外径: 5/6mm;内径: 0.018";长度: 12, 15, 18, 22CM;其他描述: 新型超长球囊      | 4362012X\$4362512X\$4363012X\$4363512X\$4362015X\$4362515X\$436301 | 爱尔兰ClearStream Technologies, Ltd.           |      |
| QHZB13243 | 球囊扩张导管        | 直径: 外径: 14/15/16/18/20/22/24/25mm;                              | 416-1440S\$416-1460S\$416-1540S\$416-1560S\$416-1640S\$416-        | 爱尔兰 Cordis Cashel                           |      |
| QHZB13244 | 导引导管          | 直径: 外径: 8F/9F;内径: 0078' /0.088' /0.098";长度: 90/95CM;            | 67026090\$67026000\$67025690\$67025600\$67025890\$67025800\$670250 | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                    |      |

| 流水号       | 产品名称               | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                            | 挂网企业 |
|-----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| QHZB13265 | 经皮导入器              | /                                                                                              | NPAS-100-NT\$NPAS-104-NT\$NPAS-100-RH-NT\$NPAS-104-RH-NT            | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）     |      |
| QHZB13266 | 胆道引流导管             | /                                                                                              | ULT8.5-38-25-P-32S-CLB-RH\$ULT8.5-38-40-P-32S-CLB-RH                | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）     |      |
| QHZB13267 | RUPS-100经颈静脉肝内穿刺器械 | 10F                                                                                            | 10F                                                                 | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）     |      |
| QHZB13830 | 血液透析干粉             | BiCart 650g\$BiCart 720g\$BiCart 1150g\$BiCart 1250g                                           | BiCart Select combi-pak                                             | 瑞典Gambro Lundia AB公司            |      |
| QHZB14075 | Max-Core           | /                                                                                              | MC1416\$MC1616\$MC1816\$MC1820\$MC1825\$MC2016                      | 美国Bard Peripheral Vascular, Inc |      |
| QHZB14076 | TruGuide           | /                                                                                              | C2016B\$C1816B\$C1820B\$C1616B\$C1620B\$C1416BC1413B\$C2016A\$C2020 | 美国Bard Peripheral Vascular, Inc |      |
| QHZB14077 | 先锋                 | 4.0*25mm\$4.5*30mm\$4.5*35mm\$5.0*35mm\$5.0*40mm\$6.0*40mm\$6.25*45mm\$6.5*50mm\$7.0*35mm\$7.  | 1103-4025\$1103-4530\$1103-4535\$1103-5035\$1103-5040\$1103-        | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司                 |      |
| QHZB14078 | 先锋                 | 6.25*45mm\$6.0*40mm\$6.5*50mm                                                                  | 1107-6245\$1107-6040\$1107-6550                                     | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司                 |      |
| QHZB14079 | 先锋                 | 4.5*30mm\$5.0*35mm\$6.0*40mm\$6.0*45mm\$6.25*40mm\$6.25*45mm\$6.5*45mm\$6.5*50mm\$7.0*35mm\$7. | 1106-4530\$1106-5035\$1106-6040\$1106-6045\$1106-6240\$1106-        | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司                 |      |
| QHZB14080 | 先锋                 | 6.0*35mm\$6.0*40mm\$6.0*45mm\$6.5*40mm\$6.5*45mm\$7.0*35mm\$7.0*40mm\$7.0*45mm\$6.25*40mm\$6.  | 1105-6035\$1105-6040\$1105-6045\$1105-6540\$1105-6545\$1105-        | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司                 |      |
| QHZB14081 | 先锋                 | 3.5*10mm\$3.5*12mm\$3.5*14mm\$3.5*25mm                                                         | 1106-3510\$1106-3512\$1106-3514\$1106-3525                          | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司                 |      |
| QHZB14082 | 先锋                 | 3.5*10mm\$3.5*12mm\$3.5*14mm\$3.5*25mm                                                         | 1100-3510\$1100-3512\$1100-3514\$1100-3525                          | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司                 |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                         | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------|
| QHZB14083 | 先锋   | 6.0*35mm\$6.0*40mm\$6.2*40mm\$6.2*45mm\$6.5*45mm\$6.5*50mm\$7.0*35mm\$7.0*40mm\$7.0*45mm\$8.0 | 1109-6035\$1109-6040\$1109-6240\$1109-6245\$1109-6545\$1109- | 中国台湾宝楠生技股份有限公司 |      |
| QHZB14084 | 先锋   | 6.25*40mm\$6.25*45mm\$6.5*45mm\$6.5*50mm\$7.0*35mm\$7.0*40mm\$7.0*45mm                        | 1114-6240\$1114-6245\$1114-6545\$1114-6550\$1114-7035\$1114- | 中国台湾宝楠生技股份有限公司 |      |
| QHZB14085 | 先锋   | 4.5*30mm\$5.0*35mm\$6.0*40mm\$6.0*45mm\$6.25*40mm\$6.25*45mm\$6.5*45mm\$6.5*50mm\$7.0*35mm\$7 | 1100-4530\$1100-5035\$1100-6040\$1100-6045\$1100-6240\$1100- | 中国台湾宝楠生技股份有限公司 |      |
| QHZB14086 | 先锋   | 6.0*40mm\$6.25*40mm\$6.25*45mm\$6.5*45mm\$6.5*50mm\$7.0*35mm\$7.0*40mm\$7.0*45mm              | 1102-6040\$1102-6240\$1102-6245\$1102-6545\$1102-6550\$1102- | 中国台湾宝楠生技股份有限公司 |      |
| QHZB14087 | 先锋   | 5.0*5mm\$6.0*6mm                                                                              | 1110-0550\$1110-0660                                         | 中国台湾宝楠生技股份有限公司 |      |
| QHZB14088 | 先锋   | 6.0*30mm\$6.0*35mm\$6.0*40mm\$6.0*45mm\$6.0*50mm\$6.0*55mm\$6.0*60mm                          | 1601-6030\$1601-6035\$1601-6040\$1601-6045\$1601-6050\$1601- | 中国台湾宝楠生技股份有限公司 |      |
| QHZB14089 | 先锋   | 3.5*60mm\$3.5*80mm\$3.5*100mm\$3.5*120mm                                                      | 1600-3506\$1600-3508\$1600-3510\$1600-3512                   | 中国台湾宝楠生技股份有限公司 |      |
| QHZB14090 | 先锋   | 3.5*150mm                                                                                     | 1600-3515                                                    | 中国台湾宝楠生技股份有限公司 |      |
| QHZB14091 | 先锋   | 10*6.0mm                                                                                      | 1900-1060                                                    | 中国台湾宝楠生技股份有限公司 |      |
| QHZB14092 | 先锋   | 5.5*40mm\$5.5*50mm\$5.5*60mm\$5.5*70mm\$5.5*80mm\$5.5*90mm                                    | 1600-5504\$1600-5505\$1600-5506\$1600-5507\$1600-5508\$1600- | 中国台湾宝楠生技股份有限公司 |      |
| QHZB14093 | 先锋   | 5.5*100mm\$5.5*110mm\$5.5*130mm\$5.5*150mm                                                    | 1600-5510\$1600-5511\$1600-5513\$1600-5515                   | 中国台湾宝楠生技股份有限公司 |      |
| QHZB14094 | 先锋   | 5.5*170mm\$5.5*200mm\$5.5*250mm\$5.5*300mm\$5.5*350mm                                         | 1600-5517\$1600-5520\$1600-5525\$1600-5530\$1600-5535        | 中国台湾宝楠生技股份有限公司 |      |



| 流水号       | 产品名称                                  | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                         | 生产企业                       | 挂网企业 |
|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| QHZB14107 | 脊柱内固定系统先锋脊椎固定系统-天梯系列                  | 4.5*30mm\$5.0*35mm\$5.0*40mm\$5.0*45mm\$5.0*50mm\$5.5*30mm\$5.5*35mm\$5.5*40mm\$5.5*45mm\$5.5 | 1115-4530\$1115-5035\$1115-5040\$1115-5045\$1115-5050\$1115- | 中国台湾宝楠生技股份有限公司             |      |
| QHZB14108 | 脊柱内固定系统先锋脊椎固定系统-天梯系列                  | 4.5*30mm\$5.0*35mm\$5.0*40mm\$5.0*45mm\$5.0*50mm\$5.5*30mm\$5.5*35mm\$5.5*40mm\$5.5*45mm\$5.5 | 1115-4530L\$1115-5035L\$1115-5040L\$1115-                    | 中国台湾宝楠生技股份有限公司             |      |
| QHZB14109 | 脊柱内固定系统先锋脊椎固定系统-天梯系列                  | 4.5*30mm\$5.0*35mm\$5.0*40mm\$5.0*45mm\$5.0*50mm\$5.5*30mm\$5.5*35mm\$5.5*40mm\$5.5*45mm\$5.5 | 1116-4530\$1116-5035\$1116-5040\$1116-5045\$1116-5050\$1116- | 中国台湾宝楠生技股份有限公司             |      |
| QHZB14110 | 脊柱内固定系统先锋脊椎固定系统-天梯系列                  | 4.5*30mm\$5.0*35mm\$5.0*40mm\$5.0*45mm\$5.0*50mm\$5.5*30mm\$5.5*35mm\$5.5*40mm\$5.5*45mm\$5.5 | 1116-4530L\$1116-5035L\$1116-5040L\$1116-                    | 中国台湾宝楠生技股份有限公司             |      |
| QHZB14111 | 脊柱内固定系统先锋脊椎固定系统-天梯系列                  | 10.0*5.0mm                                                                                    | 1110-1040                                                    | 中国台湾宝楠生技股份有限公司             |      |
| QHZB14112 | 脊柱内固定系统先锋脊椎固定系统-天梯系列                  | 5.5*70mm\$6.0*70mm                                                                            | 1700-5570\$1700-6070                                         | 中国台湾宝楠生技股份有限公司             |      |
| QHZB14113 | 脊柱内固定系统先锋脊椎固定系统-天梯系列                  | 6.00*70mm\$6.00*80mm\$6.00*90mm                                                               | 1600-6007\$1600-6008\$1600-6009                              | 中国台湾宝楠生技股份有限公司             |      |
| QHZB14114 | 脊柱内固定系统先锋脊椎固定系统-天梯系列                  | 6.00*100mm\$6.00*130mm\$6.00*150mm\$6.00*200mm\$6.00*300mm                                    | 1600-6010\$1600-6013\$1600-6015\$1600-6020\$1600-6030        | 中国台湾宝楠生技股份有限公司             |      |
| QHZB14137 | Edwards MC3                           | 4900T26\$4900T28\$4900T30\$4900T32\$4900T34\$4900T36                                          | 4900T26\$4900T28\$4900T30\$4900T32\$4900T34\$4900T36         | 美国Edwards Lifesciences LLC |      |
| QHZB14140 | Cosgrove-Edwards                      | 4600G26L\$4600G28L\$4600G30L\$4600G32L\$4600G34L\$4600G36L\$4600G38L                          | 4600                                                         | 美国Edwards Lifesciences LLC |      |
| QHZB14141 | Carpentier-McCarthy-Adams IMR ETlogix | 4100M24\$4100M26\$4100M28\$4100M30\$4100M32\$4100M34                                          | 4100                                                         | 美国Edwards Lifesciences LLC |      |
| QHZB14175 | CoolFlow                              | Coolflow管路系统                                                                                  | CFT001 \$CFT010                                              | 美国Biosense Webster Inc. 公司 |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格              | 产品型号                                                             | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|-----------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| QHZB14865 | 一次性使用护创海绵 | 150mm×30mm×1.8mm  | MJ-01A1                                                          | 广东美捷威通生物科技有限公司                             |      |
| QHZB14866 | 一次性使用护创海绵 | 150mm×50mm×1.8mm  | MJ-01A2                                                          | 广东美捷威通生物科技有限公司                             |      |
| QHZB14867 | 一次性使用护创海绵 | 100mm×70mm×1.8mm  | MJ-01A3                                                          | 广东美捷威通生物科技有限公司                             |      |
| QHZB14868 | 一次性使用护创海绵 | 150mm×70mm×1.8mm  | MJ-01A4                                                          | 广东美捷威通生物科技有限公司                             |      |
| QHZB14869 | 一次性使用护创海绵 | 200mm×100mm×1.8mm | MJ-01A5                                                          | 广东美捷威通生物科技有限公司                             |      |
| QHZB14870 | 一次性使用护创海绵 | 100mm×70mm×2.3mm  | MJ-01B3                                                          | 广东美捷威通生物科技有限公司                             |      |
| QHZB14871 | 一次性使用护创海绵 | 150mm×70mm×2.3mm  | MJ-01B4                                                          | 广东美捷威通生物科技有限公司                             |      |
| QHZB14872 | 一次性使用护创海绵 | 200mm×100mm×2.3mm | MJ-01B5                                                          | 广东美捷威通生物科技有限公司                             |      |
| QHZB14873 | 一次性使用护创海绵 | 30mm×20mm×1.8mm   | MJ-01C1                                                          | 广东美捷威通生物科技有限公司                             |      |
| QHZB14874 | 一次性使用护创海绵 | 30mm×2.3mm        | MJ-01C3                                                          | 广东美捷威通生物科技有限公司                             |      |
| QHZB14875 | 一次性使用护创海绵 | 50mm×2.3mm        | MJ-01C4                                                          | 广东美捷威通生物科技有限公司                             |      |
| QHZB14959 | RotaLink  | /                 | H80222782001A0\$H802227680020\$H802227680030\$H802227680040\$H80 | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格              | 产品型号                                                                | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|-----------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| QHZB14960 | Opticross  | H749518100(51810) | H749518100(51810)                                                   | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB14962 | Stingray   | H749M1000C0       | H749M1000C0                                                         | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB14963 | Stingray   | /                 | H749M3004C0\$H749M3012C0\$H749M3010C0                               | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB14964 | CrossBoss  | H749M2000C0       | H749M2000C0                                                         | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB14965 | Guidezilla | H7493924215050    | H7493924215050                                                      | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB14966 | Octopus    | /                 | 29400\$29700\$29800\$TS2000\$HP3000\$HP3500                         | 美国Medtronic Inc.                            |      |
| QHZB14968 | CLEARVIEW  | /                 | 31100\$31125\$31150\$31175\$31200\$31225\$31250\$31275\$31300       | 美国Medtronic Inc.                            |      |
| QHZB14970 | 人工心脏瓣膜     | /                 | 501DA16\$501DA18\$501DA20\$501DA22\$501DM22\$501DM24\$501DM26       | 美国Medtronic Inc.                            |      |
| QHZB14971 | 人工心脏瓣膜     | /                 | 505DA16\$505DA18\$505DA20\$505DA22\$505DM20\$505DM22\$505DM24\$505D | 美国Medtronic Inc.                            |      |
| QHZB14975 | 瓣膜成型环/带    | /                 | 620R                                                                | 美国Medtronic Inc.                            |      |
| QHZB14976 | 集成CVR膜式氧合器 | /                 | 541                                                                 | 美国Medtronic Inc.                            |      |
| QHZB14977 | 小儿氧合系统     | /                 | AFFINITY PIXIE                                                      | 美国Medtronic Inc.                            |      |

| 流水号       | 产品名称           | 产品规格 | 产品型号                                                                | 生产企业                         | 挂网企业 |
|-----------|----------------|------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| QHZB14978 | 动静脉插管          | /    | 96830-008\$96830-010\$96830-012\$96830-014\$CB96853-                | 美国Medtronic Inc.             |      |
| QHZB14988 | 透析导管           | /    | 5551150\$5551200\$5551240\$5552120\$5552150\$5552200\$5553150\$5553 | 美国 Bard Access Systems, Inc. |      |
| QHZB14989 | 透析导管           | /    | 5703150\$5703270\$5703350\$5703690\$5703730\$5704150\$5704190\$5704 | 美国 Bard Access Systems, Inc. |      |
| QHZB14990 | 透析导管           | /    | 5833150\$5833690\$5833730\$5833270\$5833310\$5833350\$5834420\$5834 | 美国 Bard Access Systems, Inc. |      |
| QHZB14991 | EnCor Probe    | /    | ECP017GV\$ECP0110GV\$ECP0112GV                                      | 美国SenoRx, Inc.               |      |
| QHZB14992 | EnCor Probe    | /    | ECPMR017G\$ECPMR0110G\$ECPMR0110GBT                                 | 美国SenoRx, Inc.               |      |
| QHZB14993 | EnCor Probe    | /    | SCCAN01                                                             | 美国SenoRx, Inc.               |      |
| QHZB14994 | EnCor Probe    | /    | RINSETUB                                                            | 美国SenoRx, Inc.               |      |
| QHZB14995 | EnCor Probe    | /    | SCVACPAK3000                                                        | 美国SenoRx, Inc.               |      |
| QHZB15072 | Complete SE    | /    | SC420LG\$SC430LG\$SC440LG\$SC420FG\$SC430FG\$SC440FG\$SC520LG\$SC53 | 美国Medtronic Inc.             |      |
| QHZB15074 | Pacific Xtreme | /    | PCF020020090\$PCF020020130\$PCF020020180\$PCF020030090\$PCF02003    | 意大利Invatec S.p.A.            |      |
| QHZB15076 | Kitewire Deep  | /    | KTD195INT14S\$KTD250INT14S\$KTD300INT14S\$KTD195STD14S\$KTD250ST    | 爱尔兰 BRIVANT Ltd              |      |



| 流水号       | 产品名称           | 产品规格                                                                                              | 产品型号                                                             | 生产企业                                            | 挂网企业         |
|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| QHZB15077 | Protégé™ GPSTM | /                                                                                                 | SER 6-6-20-135\$SER 6-6-30-135\$SER 6-6-40-135\$SER 6-7-20-      | 美国ev3 Inc. (ev3 公司)                             |              |
| QHZB15079 | NanoCross      | /                                                                                                 | AB14W015020090\$AB14W020020090\$AB14W020040090\$AB14W020080090\$ | 美国ev3 Inc. (ev3 公司)                             |              |
| QHZB15082 | TurboHawk      | FG 02550                                                                                          | FG 02550                                                         | 美国ev3 Inc. (ev3 公司)                             |              |
| QHZB15085 | 先锋             | 6. 0*40mm\$6. 0*50mm\$6. 0*60mm                                                                   | 1600-6004\$1600-6005\$1600-6006                                  | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司                                 |              |
| QHZB15086 | 先锋             | 6. 0*110mm                                                                                        | 1600-6011                                                        | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司                                 |              |
| QHZB15087 | 先锋             | 6. 0*70mm\$6. 0*80mm\$6. 0*90mm\$6. 0*100mm                                                       | 1603-6007\$1603-6008\$1603-6009\$1603-6010                       | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司                                 |              |
| QHZB15088 | 先锋             | 8. 0*5. 5mm\$5. 0*3. 0mm\$10. 0*5. 5mm                                                            | 1901-0855\$1901-0530\$1901-1055                                  | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司                                 |              |
| QHZB15089 | 先锋             | 7. 0*3. 5mm\$9. 0*6. 3mm\$10. 0*4mm\$11. 0*4mm                                                    | 1902-0735\$1902-0960\$1902-1040\$1902-1140                       | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司                                 |              |
| QHZB15090 | 先锋             | 8*10. 4mm                                                                                         | 1903-0810                                                        | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司                                 |              |
| QHZB15091 | 先锋             | 3. 5*20mm\$3. 5*40mm\$3. 5*60mm\$5. 5*20mm\$5. 5*40mm\$5. 5*60mm\$6. 0*30mm\$6. 0*40mm\$6. 0*60mm | 1701-3501\$1701-3502\$1701-3503\$1701-5501\$1701-5502\$1701-     | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司                                 |              |
| QHZB15094 | 医用防护口罩         | /                                                                                                 | D918\$D920\$D912\$D913\$D922                                     | 山东思诺医疗器械有限公司                                    | 山东思诺医疗器械有限公司 |
| QHZB15095 | Cassi II       | /                                                                                                 | 10Gauge\$12Gauge                                                 | 美国Scion Medical Technologies LLC (赛昂国际医疗技术有限公司) |              |

| 流水号       | 产品名称          | 产品规格                                                         | 产品型号                                                              | 生产企业                        | 挂网企业 |
|-----------|---------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| QHZB15486 | PTCA导丝        | /                                                            | AWH14R007S\$AHW14R007P\$AHW14R307S\$AHW14R307P\$AHW14R008S\$AHW14 | 日本朝日インテック株式会社               |      |
| QHZB15490 | PTCA导丝        | /                                                            | APW14R010S\$APW14R010J\$APW14R010P\$APW14R310S\$APW14R310J\$APW14 | 日本朝日インテック株式会社               |      |
| QHZB15491 | PTCA导丝        | /                                                            | AHW14R004S\$AHW14R304S\$AHW14R004J\$AHW14R304J                    | 日本朝日インテック株式会社               |      |
| QHZB15492 | PTCA导丝        | /                                                            | APW14R009S\$APW14R309S\$APW14R005S\$APW14R305S                    | 日本朝日インテック株式会社               |      |
| QHZB15494 | 腔内覆膜支架        | 70S02424S08-00\$70S03028S08-00\$70S04440S08-00\$70S02624S08- | E-vita                                                            | Jotec GmbH                  |      |
| QHZB15495 | 腔内覆膜支架        | 70S02424S13-00\$70S02626S13-00\$70S02828S13-00\$70S03030S13- | E-vita                                                            | Jotec GmbH                  |      |
| QHZB15496 | 腔内覆膜支架        | 70S02424S17-00\$70S02626S17-00\$70S02828S17-00\$70S03030S17- | E-vita                                                            | Jotec GmbH                  |      |
| QHZB15497 | 腔内覆膜支架        | 70S02424S23-00\$70S02626S23-00\$70S03838S23-00\$70S02624S23- | E-vita                                                            | Jotec GmbH                  |      |
| QHZB15498 | 导丝            | /                                                            | 76XX3035N-06\$76XX1935N-06                                        | Jotec GmbH                  |      |
| QHZB15499 | 一次性使用射频消融电极导管 | 7F/90CM, 电极间距2/5/2\$7F/110CM, 电极间距2/5/2                      | 31745533\$39745533\$39746534                                      | 美国Medtronic Inc.            |      |
| QHZB15504 | 子宫颈扩张球囊       | J-CRB-184000                                                 | J-CRB-184000                                                      | 美国Cook Incorporated（美国库克公司） |      |
| QHZB15505 | 子宫填塞球囊导管      | J-SOS-100500                                                 | J-SOS-100500                                                      | 美国Cook Incorporated（美国库克公司） |      |

| 流水号       | 产品名称          | 产品规格                                                                                               | 产品型号                      | 生产企业                        | 挂网企业 |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------|
| QHZB15506 | 一次性羊水诊断针      | J-DAN-201501                                                                                       | J-DAN-201501              | 美国Cook Incorporated（美国库克公司） |      |
| QHZB15507 | 一次性羊水诊断针      | J-DAN-221501                                                                                       | J-DAN-221501              | 美国Cook Incorporated（美国库克公司） |      |
| QHZB15508 | 金属缆索内固定系统-缆索  | 直径 $\phi$ 1.0、 $\phi$ 1.3、 $\phi$ 1.5、 $\phi$ 1.7、 $\phi$ 2.0、 $\phi$ 2.2、 $\phi$ 2.4，长度100~1000mm | LS01\$LS02                | 苏州奥特斯医疗器械科技有限公司             |      |
| QHZB15509 | 金属缆索内固定系统-锁紧扣 | $\phi$ 1.0\$ $\phi$ 1.3\$ $\phi$ 1.5\$ $\phi$ 1.7\$ $\phi$ 2.0\$ $\phi$ 2.2\$ $\phi$ 2.4           | SJK- I \$SJK- II \$SJK-IV | 苏州奥特斯医疗器械科技有限公司             |      |
| QHZB15510 | 固定针           | /                                                                                                  | GDGG型\$GDLW型              | 苏州奥特斯医疗器械科技有限公司             |      |
| QHZB15511 | 固定针           | /                                                                                                  | GDGG型\$GDLW型              | 苏州奥特斯医疗器械科技有限公司             |      |
| QHZB15774 | DCS钢板         | 95° 孔数:4-12孔长度:94-222                                                                              | GJD(II)11                 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司               |      |
| QHZB15775 | DCS钢板         | 95° 孔数:4-12孔长度:94-222                                                                              | GJD(II)11                 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司               |      |
| QHZB15776 | DHS钢板         | 135° 孔数:2-14孔长度:62-254                                                                             | GJD(II)10                 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司               |      |
| QHZB15777 | DHS钢板         | 135° 孔数:2-14孔长度:62-254                                                                             | GJD(II)10                 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司               |      |
| QHZB15778 | DCS锁定钢板       | 95° 孔数:3-12孔长度:66-210                                                                              | GJDS I 11                 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司               |      |
| QHZB15779 | DHS锁定钢板       | 135° 孔数:3-12孔长度:78-222                                                                             | GJDS I 10                 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司               |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格              | 产品型号            | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| QHZB15780 | L型胫骨近端外侧锁定钢板 | 孔数:4-13孔长度:74-182 | GJPS I 55(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15781 | L型胫骨远端外侧锁定钢板 | 孔数:4-12孔长度:72-200 | GJPS I 55(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15782 | L型手指锁定钢板     | 孔数:4-10孔长度:18-48  | GJPS I 79(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15783 | L型掌骨锁定钢板     | 孔数:4-10孔长度:24-66  | GJPS I 79(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15784 | S型重建锁定钢板     | 孔数:4-12孔长度:52-144 | GJPS I 24(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15785 | T型胫骨近端内侧锁定钢板 | 孔数:4-15孔长度:80-256 | GJPS I 59(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15786 | T型手指锁定钢板     | 孔数:4-9孔长度:18-42   | GJPS I 18       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15787 | T型掌骨锁定钢板     | 孔数:4-9孔长度:24-60   | GJPS I 18       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15788 | T型支持锁定钢板     | 孔数:3-14孔长度:52-176 | GJPS I 42       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15789 | 插入式桡骨远端锁定钢板  | 孔数:2-10孔长度:50-154 | GJPS I 41       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15790 | 腓骨远端锁定钢板     | 孔数:4-12孔长度:74-164 | GJPS I 73(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15791 | 高尔夫锁定钢板      | 孔数:4-12孔长度:92-220 | GJPS I 59(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格               | 产品型号            | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|-------------|--------------------|-----------------|---------------|------|
| QHZB15792 | 跟骨锁定钢板      | 孔数:8-10孔长度:48.5-62 | GJPS I 67(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15793 | 跟骨锁定钢板      | 孔数:14孔长度:61        | GJPS I 70(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15794 | 跟骨锁定钢板      | 孔数:12-13孔长度:58-73  | GJPS I 66(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15795 | 肱骨背外侧支撑锁定钢板 | 孔数:3-14孔长度:80-212  | GJPS I 02(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15796 | 肱骨近端多孔锁定钢板  | 孔数:2-12孔长度:90-290  | GJPS I 29       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15797 | 肱骨近端解剖型锁定钢板 | 孔数:3-17孔长度:96-252  | GJPS I 26       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15798 | 肱骨内侧锁定钢板    | 孔数:3-15孔长度:52-172  | GJPS I 32(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15799 | 肱骨远端人字型锁定钢板 | 孔数:3-8孔长度:82-150   | GJPS I 34(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15800 | 股骨近端锁定钢板    | 孔数:4-17孔长度:102-310 | GJPS I 49(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15801 | 股骨远端锁定钢板    | 孔数:4-17孔长度:138-384 | GJPS I 52(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15802 | 股骨远端网球拍锁定钢板 | 孔数:4-10孔长度:130-250 | GJPS I 52(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15803 | 弧型重建锁定钢板    | 孔数:4-16孔长度:48-180  | GJPS I 23       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格               | 产品型号            | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|--------------|--------------------|-----------------|---------------|------|
| QHZB15804 | 胫骨近端内侧锁定钢板   | 孔数:4-15孔长度:80-256  | GJPS I 59(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15805 | 胫骨近端外侧皇冠锁定钢板 | 孔数:4-14孔长度:96-276  | GJPS I 55(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15806 | 胫骨近端外侧锁定钢板   | 孔数:4-16孔长度:74-218  | GJPS I 59(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15807 | 胫骨远端内侧箭头锁定钢板 | 孔数:3-15孔长度:112-304 | GJPS I 65(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15808 | 胫骨远端内侧锁定钢板   | 孔数:4-16孔长度:100-324 | GJPS I 64(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15809 | 胫骨远端外侧锁定钢板   | 孔数:4-16孔长度:100-324 | GJPS I 64(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15810 | 阔T型支持锁定钢板    | 孔数:3-8孔长度:46-104   | GJPS I 43       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15811 | 阔斜T型锁定钢板     | 孔数:3-8孔长度:54-104   | GJPS I 44(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15812 | 桡骨掌侧多孔锁定钢板   | 孔数:3-8孔长度:52-98    | GJPS I 41(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15813 | 桡骨掌外侧L型锁定钢板  | 孔数:3-10孔长度:58-148  | GJPS I 36(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15814 | 三叶锁定钢板       | 孔数:4-12孔长度:88-216  | GJPS I 25       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15815 | 上肢鹰嘴锁定钢板     | 孔数:2-10孔长度:60-156  | GJPS I 35(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称          | 产品规格                   | 产品型号            | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|---------------|------------------------|-----------------|---------------|------|
| QHZB15816 | 锁定加压锁骨干前上部接骨板 | 孔数:4-8孔长度:80-134       | GJPS I 24(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15817 | 锁骨勾锁定钢板       | 高度=24 孔数:3-9孔长度:72-144 | GJPS I 02(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15818 | 锁骨勾锁定钢板       | 高度=22 孔数:3-9孔长度:72-144 | GJPS I 02(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15819 | 锁骨勾锁定钢板       | 高度=18 孔数:3-9孔长度:72-144 | GJPS I 02(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15820 | 锁骨远端上方锁定钢板    | 孔数:3-8孔长度:72-132       | GJPS I 24(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15821 | 下肢L型锁定钢板      | 孔数:3-14孔长度:70-244      | GJPS I 55(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15822 | 下肢T型锁定钢板      | 孔数:3-12孔长度:70-210      | GJPS I 56       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15823 | 斜L型手指锁定钢板     | 孔数:4-9孔长度:21.5-56.5    | GJPS I 05(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15824 | 斜L型掌骨锁定钢板     | 孔数:4-9孔长度:27.08-63.33  | GJPS I 05(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15825 | 封帽            | 直径:9.5                 | 封帽              | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15826 | 封帽            | 直径:15                  | 封帽              | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15827 | 封帽            | 直径:12.5                | 封帽              | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称             | 产品规格              | 产品型号     | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|------------------|-------------------|----------|---------------|------|
| QHZB15828 | 封帽               | 直径:10.5           | 封帽       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15829 | 锁钉               | 长度:25-80          | 锁钉03     | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15830 | 锁钉               | 长度:20-50          | 锁钉01     | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15831 | 股骨重建带锁髓内针        | 直径:9-12长度:240-420 | ZJCFZK04 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15832 | 股骨近端重建髓内钉 (AP钉)  | 直径:9-12长度:200-260 | ZJCFZK04 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15833 | 股骨交叉带锁髓内针        | 直径:9-11长度:300-420 | ZJCFZK02 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15834 | 股骨倒打带锁髓内钉        | 直径:9-11长度:200-340 | ZJCFZK01 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15835 | 股骨近端交叉髓内钉 (APA钉) | 直径:9-11长度:170-380 | ZJCFZK03 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15836 | 胫骨交叉带锁髓内钉B6      | 直径:8-10长度:260-360 | ZJCFZS07 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15837 | 肱骨分叉自锁髓内钉        | 直径:7-9长度:180-260  | ZJCFZK14 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15838 | 肱骨交叉带锁髓内针        | 直径:6-8长度:140-260  | ZJCFZS11 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15839 | 肱骨倒打带锁髓内针        | 直径:6-7长度:100-180  | ZJCFZS11 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |



| 流水号       | 产品名称         | 产品规格              | 产品型号            | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|--------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| QHZB15840 | 股骨近端螺旋锁钉     | 长度:50-120         | GJYD XI         | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15841 | 重建钉锁钉        | 长度:65-115         | GJYD XI         | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15842 | DHS 滑移式髌关节吊钉 | 直径:12长度:50-105    | GJYD V          | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15843 | DHS 滑移式髌关节吊钉 | 直径:12长度:50-105    | GJYD V          | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15844 | DCS 滑移式髌关节吊钉 | 直径:10长度:50-105    | GJYD V          | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15845 | DCS 滑移式髌关节吊钉 | 直径:10长度:50-105    | GJYD V          | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15846 | 克氏针          | 直径:0.8-5长度:65-300 | GZB04           | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15847 | 骨元针          | 直径:0.8-5长度:65-300 | GZZh01          | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15848 | 骨元针          | 直径:0.8-5长度:65-300 | GZZh01          | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15849 | 克氏针          | 直径:0.8-5长度:65-300 | GZB04           | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15850 | 斜T型背侧锁定钢板    | 孔数:3-8孔长度:54-104  | GJPS I 41(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15851 | 斜T型锁定钢板      | 孔数:3-10孔长度:54-124 | GJPS I 41(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格              | 产品型号            | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|-------------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| QHZB15852 | 胸肋骨锁定接骨板    | 孔数:6-18孔长度:60-183 | GJPS I 19(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15853 | 半螺纹螺皮质骨接骨螺钉 | 直径:3.5长度:12-46    | HA(II)03        | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15854 | 半螺纹螺皮质骨接骨螺钉 | 直径:3.5长度:12-46    | HA(II)03        | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15855 | 半螺纹螺松质骨接骨螺钉 | 直径:6.5长度:30-110   | HB(II)03        | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15856 | 半螺纹螺松质骨接骨螺钉 | 直径:6.5长度:30-110   | HB(II)03        | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15857 | 半螺纹螺松质骨接骨螺钉 | 直径:6长度:30-110     | HB(II)03        | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15858 | 半螺纹螺松质骨接骨螺钉 | 直径:6长度:30-110     | HB(II)03        | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15859 | 半螺纹螺松质骨接骨螺钉 | 直径:4.5长度:12-60    | HB(II)03        | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15860 | 半螺纹螺松质骨接骨螺钉 | 直径:4.5长度:12-60    | HB(II)03        | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15861 | 半螺纹螺松质骨接骨螺钉 | 直径:4长度:12-75      | HB(II)03        | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15862 | 半螺纹螺松质骨接骨螺钉 | 直径:4长度:12-75      | HB(II)03        | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15863 | 颌面螺钉        | 直径:2-2.7长度:6-20   | HA(II)01        | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格            | 产品型号     | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|-------------|-----------------|----------|---------------|------|
| QHZB15864 | 漏斗胸螺钉       | 长度:7-11         | HA(II)03 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15865 | 全螺纹螺皮质骨接骨螺钉 | 直径:5长度:20-75    | HA(II)03 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15866 | 全螺纹螺皮质骨接骨螺钉 | 直径:5长度:20-75    | HA(II)03 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15867 | 全螺纹螺皮质骨接骨螺钉 | 直径:4.5长度:12-60  | HA(II)03 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15868 | 全螺纹螺皮质骨接骨螺钉 | 直径:4.5长度:12-60  | HA(II)03 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15869 | 全螺纹螺皮质骨接骨螺钉 | 直径:4长度:20-60    | HA(II)03 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15870 | 全螺纹螺皮质骨接骨螺钉 | 直径:4长度:20-60    | HA(II)03 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15871 | 全螺纹螺皮质骨接骨螺钉 | 直径:3.5长度:12-60  | HA(II)03 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15872 | 全螺纹螺皮质骨接骨螺钉 | 直径:3.5长度:12-60  | HA(II)03 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15873 | 全螺纹螺松质骨接骨螺钉 | 直径:6.5长度:30-110 | HB(II)03 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15874 | 全螺纹螺松质骨接骨螺钉 | 直径:6.5长度:30-110 | HB(II)03 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15875 | 全螺纹螺松质骨接骨螺钉 | 直径:6长度:30-110   | HB(II)03 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格              | 产品型号                 | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|-------------|-------------------|----------------------|---------------|------|
| QHZB15876 | 全螺纹螺松质骨接骨螺钉 | 直径:6长度:30-110     | HB(II)03             | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15877 | 全螺纹螺松质骨接骨螺钉 | 直径:4长度:12-75      | HB(II)03             | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15878 | 全螺纹螺松质骨接骨螺钉 | 直径:4长度:12-75      | HB(II)03             | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15879 | 手指螺钉        | 直径:2长度:6-22       | HA(II)04             | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15880 | 多功能单侧外固定支架  | 1#-10#            | PWDC- I 型\$PWDT- I 型 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15881 | 外固定螺钉       | 直径:2-6长度:40-250   | HC(III)              | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15882 | 手指螺钉        | 直径:2长度:6-22       | HA(II)04             | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15883 | 掌骨螺钉        | 直径:2.7长度:8-30     | HA(II)04             | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15884 | 掌骨螺钉        | 直径:2.7长度:8-30     | HA(II)04             | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15885 | 1/3远端外侧钢板   | 孔数:4-11孔长度:74-152 | GJP(II)73(左, 右)      | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15886 | 1/3远端外侧钢板   | 孔数:4-11孔长度:74-152 | GJP(II)73(左, 右)      | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15887 | S型重建钢板      | 孔数:4-12孔长度:48-144 | GJP(II)24(左, 右)      | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                | 产品型号            | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|-----------|---------------------|-----------------|---------------|------|
| QHZB15888 | S型重建钢板    | 孔数:4-12孔长度:48-144   | GJP(II)24(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15889 | T型支持钢板    | 孔数:3-9孔长度:52-126    | GJP(II)42       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15890 | T型支持钢板    | 孔数:3-9孔长度:52-126    | GJP(II)42       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15891 | 高尔夫钢板     | 孔数:4-13孔长度:88-232   | GJP(II)59(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15892 | 高尔夫钢板     | 孔数:4-13孔长度:88-232   | GJP(II)59(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15893 | 跟骨钢板      | 孔数:8, 10孔长度:49.5-64 | GJP(II)67       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15894 | 跟骨钢板      | 孔数:14孔长度:62         | GJP(II)70       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15895 | 跟骨钢板      | 孔数:13, 15孔长度:70-89  | GJP(II)68       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15896 | 跟骨钢板      | 孔数:12孔长度:58         | GJP(II)66       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15897 | 跟骨钢板      | 孔数:11孔长度:60         | GJP(II)69       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15898 | 跟骨钢板弧形    | 孔数:4-5孔长度:54-62     | GJP(II)76       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15899 | 肱骨背外侧支撑钢板 | 孔数:3-12孔长度:80-188   | GJP(II)02(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格               | 产品型号            | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|------------|--------------------|-----------------|---------------|------|
| QHZB15900 | 肱骨近端解剖钢板   | 孔数:3-11孔长度:74-178  | GJP(II)26       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15901 | 肱骨近端解剖钢板   | 孔数:3-11孔长度:74-178  | GJP(II)26       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15902 | 肱骨内侧钢板     | 孔数:3-12孔长度:52-142  | GJP(II)32       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15903 | 肱骨远端人字型钢板  | 孔数:3-6孔长度:82-122   | GJP(II)30       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15904 | 肱骨远端人字型钢板  | 孔数:3-6孔长度:82-122   | GJP(II)30       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15905 | 股骨近端钢板     | 孔数:4-11孔长度:120-260 | GJP(II)49(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15906 | 股骨近端钢板     | 孔数:4-11孔长度:120-260 | GJP(II)49(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15907 | 股骨远端钢板     | 孔数:5-11孔长度:158-278 | GJP(II)52(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15908 | 股骨远端钢板     | 孔数:5-11孔长度:158-278 | GJP(II)52(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15909 | 弧形重建钢板     | 孔数:3-16孔长度:38-178  | GJP(II)23       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15910 | 弧形重建钢板     | 孔数:3-16孔长度:38-178  | GJP(II)23       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15911 | 滑移式髌关节导向钢板 | 孔数:4-9孔长度:152-232  | GJP(II)47       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格                   | 产品型号            | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------|
| QHZB15912 | 滑移式髌关节导向钢板 | 孔数:4-9孔长度:152-232      | GJP(II)47       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15913 | 接骨钢板(B)    | 高度=24 孔数:3-8孔长度:72-132 | GJP(II)02(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15914 | 接骨钢板(B)    | 高度=24 孔数:3-8孔长度:72-132 | GJP(II)02(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15915 | 接骨钢板(B)    | 高度=22 孔数:3-8孔长度:72-132 | GJP(II)02(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15916 | 接骨钢板(B)    | 高度=22 孔数:3-8孔长度:72-132 | GJP(II)02(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15917 | 接骨钢板(B)    | 高度=18 孔数:3-8孔长度:72-132 | GJP(II)02(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15918 | 接骨钢板(B)    | 高度=18 孔数:3-8孔长度:72-132 | GJP(II)02(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15919 | 接骨钢板(鹰嘴)   | 孔数:2-12孔长度:60-180      | GJP(II)35(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15920 | 接骨钢板(鹰嘴)   | 孔数:2-12孔长度:60-180      | GJP(II)35(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15921 | 胫骨远端内侧钢板   | 孔数:4-11孔长度:100-234     | GJP(II)64(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15922 | 胫骨远端内侧钢板   | 孔数:4-11孔长度:100-234     | GJP(II)64(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15923 | 胫骨远端内侧箭头钢板 | 孔数:4-10孔长度:117-195     | GJP(II)65(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格               | 产品型号            | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|------------|--------------------|-----------------|---------------|------|
| QHZB15924 | 胫骨远端内侧箭头钢板 | 孔数:4-10孔长度:117-195 | GJP(II)65(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15925 | 胫骨远端外侧钢板   | 孔数:5-11孔长度:126-234 | GJP(II)64(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15926 | 胫骨远端外侧钢板   | 孔数:5-11孔长度:126-234 | GJP(II)64(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15927 | 漏斗胸T型钢板    | 孔数:3孔长度:33-35      | GJP(II)42       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15928 | 三叶钢板       | 孔数:3-9孔长度:79-176   | GJP(II)25       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15929 | 三叶钢板       | 孔数:3-9孔长度:79-176   | GJP(II)25       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15930 | 手指L型钢板     | 孔数:4-8孔长度:18-42    | GJP(II)79(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15931 | 手指L型钢板     | 孔数:4-8孔长度:18-42    | GJP(II)79(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15932 | 手指T型钢板     | 孔数:4-8孔长度:18-42    | GJP(II)18       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15933 | 手指T型钢板     | 孔数:4-8孔长度:18-42    | GJP(II)18       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15934 | 手指斜L型钢板    | 孔数:4-8孔长度:20-44    | GJP(II)05(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15935 | 手指斜L型钢板    | 孔数:4-8孔长度:20-44    | GJP(II)05(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |



| 流水号       | 产品名称    | 产品规格              | 产品型号            | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|---------|-------------------|-----------------|---------------|------|
| QHZB15936 | 下肢L型钢板  | 孔数:3-11孔长度:70-188 | GJP(II)55(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15937 | 下肢L型钢板  | 孔数:3-11孔长度:70-188 | GJP(II)55(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15938 | 下肢T型钢板  | 孔数:3-9孔长度:70-200  | GJP(II)56       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15939 | 下肢T型钢板  | 孔数:3-9孔长度:70-200  | GJP(II)56       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15940 | 斜T型钢板   | 孔数:3-8孔长度:54-104  | GJP(II)41       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15941 | 斜T型钢板   | 孔数:3-8孔长度:54-104  | GJP(II)41       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15942 | 掌骨L型钢板  | 孔数:4-10孔长度:22-66  | GJP(II)79(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15943 | 掌骨L型钢板  | 孔数:4-10孔长度:22-66  | GJP(II)79(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15944 | 掌骨T型钢板  | 孔数:4-9孔长度:22-60   | GJP(II)18       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15945 | 掌骨T型钢板  | 孔数:4-9孔长度:22-60   | GJP(II)18       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15946 | 掌骨斜L型钢板 | 孔数:4-9孔长度:22-60   | GJP(II)05(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15947 | 掌骨斜L型钢板 | 孔数:4-9孔长度:22-60   | GJP(II)05(左, 右) | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格              | 产品型号      | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|---------|-------------------|-----------|---------------|------|
| QHZB15948 | 圆形弹性针   | 直径:1.5-3.5*400    | ZYT       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15949 | 2.0锁定螺钉 | 长度:6-16           | HAS II 04 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15950 | 2.7锁定螺钉 | 长度:8-42           | HAS II 04 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15951 | 3.0锁定螺钉 | 长度:6-14           | HAS I 02  | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15952 | 3.5锁定螺钉 | 长度:12-60          | HAS II 03 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15953 | 4.0锁钉螺钉 | 长度:12-85          | HAS II 03 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15954 | 5.0锁定螺钉 | 长度:20-100         | HAS II 03 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15955 | 6.0锁定螺钉 | 长度:30-120         | HAS II 03 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15956 | 1/3加压钢板 | 孔数:3-10孔长度:36-113 | GZX(II)03 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15957 | 1/3加压钢板 | 孔数:3-10孔长度:36-113 | GZX(II)03 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15958 | 尺桡骨加压钢板 | 孔数:4-12孔长度:50-146 | GZX(II)04 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15959 | 尺桡骨加压钢板 | 孔数:4-12孔长度:50-146 | GZX(II)04 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格               | 产品型号      | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|--------|--------------------|-----------|---------------|------|
| QHZB15960 | 肱骨加压钢板 | 孔数:4-12孔长度:52-148  | GZX(II)04 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15961 | 肱骨加压钢板 | 孔数:4-12孔长度:52-148  | GZX(II)04 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15962 | 股骨加压钢板 | 孔数:4-14孔长度:100-240 | GZX(II)07 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15963 | 股骨加压钢板 | 孔数:4-14孔长度:100-240 | GZX(II)07 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15964 | 胫骨加压钢板 | 孔数:4-12孔长度:80-200  | GZX(II)04 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15965 | 胫骨加压钢板 | 孔数:4-12孔长度:80-200  | GZX(II)04 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15966 | 手指接骨钢板 | 孔数:2-6孔长度:16-37    | GZX(II)01 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15967 | 手指接骨钢板 | 孔数:2-6孔长度:16-37    | GZX(II)01 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15968 | 掌骨接骨钢板 | 孔数:3-8孔长度:21.5-59  | GZX(II)01 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15969 | 掌骨接骨钢板 | 孔数:3-8孔长度:21.5-59  | GZX(II)01 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15970 | 重建直型钢板 | 孔数:4-12孔长度:47-143  | GZX(II)15 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15971 | 重建直型钢板 | 孔数:4-12孔长度:47-143  | GZX(II)15 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格              | 产品型号      | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|-------------|-------------------|-----------|---------------|------|
| QHZB15972 | 3.0mm直型锁定钢板 | 孔数:4-16孔长度:58-214 | GZXS I 04 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15973 | 3.5mm直型锁定钢板 | 孔数:6-12孔长度:86-164 | GZXS I 04 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15974 | 4.0mm直型锁定钢板 | 孔数:4-14孔长度:80-240 | GZXS I 04 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15975 | 5mm直型锁定钢板   | 孔数:4-17孔长度:96-306 | GZXS I 04 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15976 | 尺桡骨锁定钢板     | 孔数:4-16孔长度:50-194 | GZXS I 04 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15977 | 胫骨中段锁定钢板    | 孔数:5-15孔长度:98-278 | GZXS I 19 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15978 | 肋骨锁定接骨板     | 孔数:4-18孔长度:10-180 | GZXS I 15 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15979 | 直型手指锁定钢板    | 孔数:3-8孔长度:16-42   | GZXS I 01 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15980 | 直型掌骨锁定钢板    | 孔数:3-8孔长度:26-62   | GZXS I 01 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15981 | 直型重建锁定钢板    | 孔数:4-16孔长度:48-182 | GZXS I 15 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15982 | 3.0空心接骨螺钉   | 直径:3*8-60         | KL II 01型 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15983 | 3.5空心接骨螺钉   | 直径:3.5*20-70      | KL II 03型 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|-----------|-------------------------|-------------------------|---------------|------|
| QHZB15984 | 4.0空心接骨螺钉 | 直径:4.0*20-70            | KL II 03型               | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15985 | 4.5空心接骨螺钉 | 直径:4.5*20-70            | KL II 03型               | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15986 | 5.5空心接骨螺钉 | 直径:5.5*20-75            | KL II 03型               | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15987 | 6.5空心接骨螺钉 | 直径:6.5*60-110           | KL VII 02型              | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15988 | 7.3空心接骨螺钉 | 直径:7.3*45-120           | KL II 03型               | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15989 | Φ 2.5埋头钉  | Φ 2.5*8-32              | KLJ 04型                 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15990 | Φ 3.5埋头钉  | Φ 3.5*16-44             | KLJ 04型                 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15991 | Φ 4埋头钉    | Φ 4*16-44               | KLJ 04型                 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15992 | 漏斗胸钢板压板   | 厚度:3-5 宽度:10-12长度:40-70 | GLD(II)01-2             | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15993 | 漏斗胸矫正定位钢板 | 长度:120-390              | GLD(II)02-2             | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15994 | 颅颌面接骨板    | 孔数:3-16孔长度:14-69        | GJP(II)07-1~GJP(II)78-1 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15995 | 颅颌面金属接骨板  | 孔数:2-8孔长度:10-46         | GZX(II)01-1~GZX(II)13-1 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称             | 产品规格                     | 产品型号       | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|------------------|--------------------------|------------|---------------|------|
| QHZB15996 | 钢缆               | 直径:1.2-1.8               | GL         | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15997 | 扎丝               | 直径:0.6-1.2               | BZ         | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15998 | 单轴折断椎弓根钉         | 直径:4.5-7长度:30-60         | JZGG-IV    | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB15999 | 单轴椎弓根钉           | 直径:4.5-7长度:30-60         | JZGG-IV    | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB16000 | 多轴折断椎弓根钉         | 直径:4.5-7长度:30-60         | JZGG-VI    | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB16001 | 多轴椎弓根钉           | 直径:4.5-7长度:30-60         | JZGG-VI    | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB16002 | 连接杆              | 长度:50-75                 | GDHL III型  | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB16003 | 扁棒               | 长度:30-90                 | GDHL IV型   | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB16004 | 直圆棒              | 直径:5.5-6长度:40-300        | BZYZ       | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |      |
| QHZB16765 | 可吸收结扎与可重复使用单发施夹钳 | lapro-clip8mm 10×2可吸收结扎夹 | 8886848882 | Covidien llc  |      |
| QHZB16766 | 可吸收结扎与可重复使用单发施夹钳 | lapro-clip8mm 6×6可吸收结扎夹  | 8886848808 | Covidien llc  |      |
| QHZB16767 | 可吸收结扎与可重复使用单发施夹钳 | lapro-clip12mm 6×6可吸收结扎夹 | 8886848812 | Covidien llc  |      |

| 流水号       | 产品名称             | 产品规格                                        | 产品型号                                                                 | 生产企业                                    | 挂网企业 |
|-----------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| QHZB16768 | 可吸收结扎与可重复使用单发施夹钳 | lapro-clip12mm 10×2可吸收结扎夹                   | 8886848813                                                           | Covidien llc                            |      |
| QHZB16769 | 可吸收结扎与可重复使用单发施夹钳 | lapro-clip8mm 10×1可吸收结扎夹                    | 8886848814                                                           | Covidien llc                            |      |
| QHZB16770 | 可吸收结扎与可重复使用单发施夹钳 | lapro-clip12mm 10×1可吸收结扎夹                   | 8886848815                                                           | Covidien llc                            |      |
| QHZB16771 | 生物疝修补片           | 6×13-p\$8×15-p\$10×15                       | C-IHM                                                                | 美国COOK Biotech Incorporated（美国库克生物技术公司） |      |
| QHZB16864 | 室间隔缺损封堵器         | /                                           | XJFVJ04\$XJFVJ05\$XJFVJ06\$XJFVJ07\$XJFVJ08\$XJFVJ09\$XJFVJ10\$XJFV  | 先建科技（深圳）有限公司                            |      |
| QHZB16865 | 室间隔缺损封堵器         | /                                           | XJFVM04\$XJFVM05\$XJFVM06\$XJFVM07\$XJFVM08\$XJFVM09\$XJFVM10\$XJFV  | 先建科技（深圳）有限公司                            |      |
| QHZB16866 | 房间隔缺损封堵器         | /                                           | XJFS08\$XJFS10\$XJFS12\$XJFS14\$XJFS16\$XJFS18\$XJFS20\$XJFS22\$XJFS | 先建科技（深圳）有限公司                            |      |
| QHZB16867 | 陶瓷膜室间隔缺损封堵器      | /                                           | XJFVMT104\$XJFVMT105\$XJFVMT106\$XJFVMT107\$XJFVMT108\$XJFVMT110\$   | 先建科技（深圳）有限公司                            |      |
| QHZB16868 | 陶瓷膜房间隔缺损封堵器      | /                                           | XJFS08\$XJFS10\$XJFS12\$XJFS14\$XJFS16\$XJFS18\$XJFS20\$XJFS22\$XJFS | 先建科技（深圳）有限公司                            |      |
| QHZB16869 | 陶瓷膜动脉导管未闭封堵器     | /                                           | XJFDT0406\$XJFDT0507\$XJFDT0608\$XJFDT0810\$XJFDT1012\$XJFDT1214\$   | 先建科技（深圳）有限公司                            |      |
| QHZB16870 | 输送鞘              | 5F\$6F\$7F\$8F\$9F\$10F\$11F\$12F\$13F\$14F | SFP                                                                  | 先建科技（深圳）有限公司                            |      |
| QHZB16871 | 输送鞘              | 5F\$6F\$7F\$8F\$9F\$10F\$11F\$12F\$13F\$14F | SFA                                                                  | 先建科技（深圳）有限公司                            |      |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格                                        | 产品型号                                                                 | 生产企业                  | 挂网企业          |
|-----------|-------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| QHZB16872 | 输送鞘   | 5F\$6F\$7F\$8F\$9F\$10F\$11F\$12F\$13F\$14F | SFPQ                                                                 | 先建科技（深圳）有限公司          |               |
| QHZB16873 | 输送鞘   | 5F\$6F\$7F\$8F\$9F\$10F\$11F\$12F\$13F\$14F | SFAQ                                                                 | 先建科技（深圳）有限公司          |               |
| QHZB16874 | 输送鞘   | 5F\$6F                                      | SFG                                                                  | 先建科技（深圳）有限公司          |               |
| QHZB16964 | 种植体   | /                                           | BIS3508A\$BIS3510A\$BIS3511A\$BIS3513A\$BIS4007A\$BIS4008A\$BIS401   | 韩国Neobiotech Co., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB16965 | 愈合基台  | /                                           | ISH402\$ISH403\$ISH404\$ISH405\$ISH406\$ISH407\$ISH502\$ISH503\$ISH5 | 韩国Neobiotech Co., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB16966 | 角度基台  | /                                           | ISAH1427\$ISAH1437\$ISAH1447\$ISAHB1427\$ISAHB1437\$ISAHB1447\$      | 韩国Neobiotech Co., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB16967 | 临时基台  | /                                           | ISAHT460\$ISAHT480\$ISAHT4130\$ISAHT560\$ISAHT580\$ISAHT5130\$ISAS   | 韩国Neobiotech Co., Ltd |               |
| QHZB16968 | 球型基台  | /                                           | ISABA100\$ISABA200\$ISABA300\$ISABA400                               | 韩国Neobiotech Co., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB16969 | 球型基台帽 | BAH40                                       | BAH40                                                                | 韩国Neobiotech Co., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB16970 | 六角基台  | /                                           | ISAH424\$ISAH434\$ISAH444\$ISAH425\$ISAH435\$ISAH445\$ISAH455\$ISAH  | 韩国Neobiotech Co., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB16971 | 覆盖螺丝  | /                                           | ISN300\$ISC400                                                       | 韩国Neobiotech Co., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB16994 | 骨填充材料 | 0.25g/盒                                     | 松质骨小颗粒(直径0.25-1.0mm)                                                 | 瑞士Geistlich Pharma AG |               |



| 流水号       | 产品名称          | 产品规格                      | 产品型号                               | 生产企业                         | 挂网企业         |
|-----------|---------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|
| QHZB16995 | 骨填充材料         | 0.5g/盒                    | 松质骨小颗粒(直径0.25-1.0mm)               | 瑞士Geistlich Pharma AG        |              |
| QHZB16997 | 骨填充材料         | 0.5g/盒                    | 松质骨大颗粒(1.0-2.0mm)                  | 瑞士Geistlich Pharma AG        |              |
| QHZB16998 | 骨填充材料         | 2g/盒                      | 松质骨大颗粒(直径1.0-2.0mm)                | 瑞士Geistlich Pharma AG        |              |
| QHZB17011 | 预装式张力环        | ACPi-II                   | ACPi-II                            | 奥地利Croma GmbH                |              |
| QHZB17012 | 泪点塞栓          | 500型                      | 500型                               | 美国Medennium, Inc.            |              |
| QHZB17013 | 硅油            | 赛龙5000                    | 10ml                               | FLUORON GmbH                 |              |
| QHZB17017 | 天然珊瑚羟基磷灰石义眼台  | 直径:18mm\$直径:20mm\$直径:22mm | 500u                               | 北京康菲特尔科技有限公司                 | 北京康菲特尔科技有限公司 |
| QHZB17018 | 天然珊瑚羟基磷灰石义眼台  | 直径:18mm\$直径:20mm\$直径:22mm | 300u                               | 北京康菲特尔科技有限公司                 | 北京康菲特尔科技有限公司 |
| QHZB17019 | 天然珊瑚羟基磷灰石义眼台  | 直径:18mm\$直径:20mm\$直径:22mm | 200u                               | 北京康菲特尔科技有限公司                 | 北京康菲特尔科技有限公司 |
| QHZB17021 | 旋切刀头组件        | /                         | 7209514\$7205915                   | 美国LeMaitre Vascular, Inc.    |              |
| QHZB17022 | 热稀释导管包及压力监测套件 | /                         | PV8203\$PV8215\$PV8215 CVP\$PV8615 | 德国PULSION Medical Systems SE |              |
| QHZB17036 | 中心静脉导管包       | 4Fr*13cm                  | CS-14402                           | 美国Teleflex Medical (美国泰利福医疗) |              |

| 流水号       | 产品名称           | 产品规格             | 产品型号                                                     | 生产企业                             | 挂网企业 |
|-----------|----------------|------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| QHZB17037 | 中心静脉导管包        | 5Fr*13cm         | CS-14502                                                 | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗）      |      |
| QHZB17050 | 主动脉内球囊反搏导管     | 8F 30CC          | IAB-05830-LWS                                            | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗）      |      |
| QHZB17051 | 主动脉内球囊反搏导管     | 8F 40CC          | IAB-05840-LWS                                            | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗）      |      |
| QHZB17054 | 血液透析用中心静脉导管套件  | 12Fr*20cm        | CS-25122-F                                               | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗）      |      |
| QHZB17055 | 血液透析用中心静脉导管套件  | 12Fr*16cm        | CU-22122-F                                               | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗）      |      |
| QHZB17056 | 血液透析用中心静脉导管套件  | 12Fr*20cm        | CU-25122-F                                               | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗）      |      |
| QHZB17058 | 血液透析导管组        | 15Fr*24cm        | CAR-02400                                                | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗）      |      |
| QHZB17059 | 经皮鞘穿刺组         | /                | CL-07065CL-07565\$L-07665CL-07765\$CL-07865CL-07965\$CL- | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗）      |      |
| QHZB17066 | 乳房活检系统         | 8号               | HH8BEX                                                   | 美国Devicor Medical Products, Inc. |      |
| QHZB17091 | 一次性使用空心纤维血液透析器 | 120A\$140A\$160A | LST                                                      | 江苏朗生生命科技有限公司                     |      |
| QHZB17100 | 带主动脉瓣血管        | /                | 502AG21\$502AG23\$502AG25\$502AG27\$502AG29              | 美国Medtronic Inc.                 |      |
| QHZB17105 | 顺行灌注插管         | /                | 20016\$20012                                             | 美国Medtronic Inc.                 |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                               | 产品型号                                            | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|-----------|-----------|------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| QHZB17106 | 动静脉插管     | /                                  | 77006\$77008\$77010\$77012\$77014               | 美国Medtronic Inc.                            |      |
| QHZB17107 | 动静脉插管     | /                                  | 58729\$58733                                    | 美国Medtronic Inc.                            |      |
| QHZB17108 | 动静脉插管     | /                                  | 77418\$77420\$77422\$77424                      | 美国Medtronic Inc.                            |      |
| QHZB17109 | 动静脉插管     | /                                  | 96570-015/0117/019/021                          | 美国Medtronic Inc.                            |      |
| QHZB17110 | 动静脉插管     | /                                  | CB96570-015\$CB96570-017\$CB96570-019\$CB96570- | 美国Medtronic Inc.                            |      |
| QHZB17111 | 动静脉插管     | /                                  | 93438C\$93448C\$93451C\$93463C\$93464C          | 美国Medtronic Inc.                            |      |
| QHZB17116 | 弹簧圈分离控制盒  | VG501                              | VG501                                           | 美国Micro Vision Inc.                         |      |
| QHZB17242 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:20mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:10mm。  | H74938162102070                                 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17243 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:40mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:10mm。  | H74938162104070                                 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17244 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:60mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:10mm。  | H74938162106070                                 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17245 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:20mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:10mm。 | H74938162120130                                 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17246 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:40mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:10mm。 | H74938162140130                                 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                               | 产品型号            | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|-----------|-----------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|
| QHZB17247 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:60mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:10mm。 | H74938162160130 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17248 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:20mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:5mm。  | H74938162520130 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17249 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:20mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:5mm。   | H74938162520750 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17250 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:30mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:5mm。  | H74938162530130 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17251 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:30mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:5mm。   | H74938162530750 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17252 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:40mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:5mm。  | H74938162540130 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17253 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:40mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:5mm。   | H74938162540750 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17254 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:60mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:5mm。  | H74938162560130 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17255 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:60mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:5mm。   | H74938162560750 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17256 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:20mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:6mm。  | H74938162620130 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17257 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:20mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:6mm。   | H74938162620750 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17258 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:30mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:6mm。  | H74938162630130 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                              | 产品型号            | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|
| QHZB17259 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:30mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:6mm。  | H74938162630750 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17260 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:40mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:6mm。 | H74938162640130 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17261 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:40mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:6mm。  | H74938162640750 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17262 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:60mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:6mm。 | H74938162660130 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17263 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:60mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:6mm。  | H74938162660750 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17264 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:20mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:7mm。 | H74938162720130 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17265 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:20mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:7mm。  | H74938162720750 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17266 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:30mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:7mm。 | H74938162730130 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17267 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:30mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:7mm。  | H74938162730750 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17268 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:40mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:7mm。 | H74938162740130 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17269 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:40mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:7mm。  | H74938162740750 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17270 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:60mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:7mm。 | H74938162760130 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                              | 产品型号            | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|
| QHZB17271 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:60mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:7mm。  | H74938162760750 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17272 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:20mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:8mm。 | H74938162820130 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17273 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:20mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:8mm。  | H74938162820750 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17274 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:30mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:8mm。 | H74938162830130 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17275 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:30mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:8mm。  | H74938162830750 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17276 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:40mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:8mm。 | H74938162840130 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17277 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:40mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:8mm。  | H74938162840750 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17278 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:60mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:8mm。 | H74938162860130 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17279 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:60mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:8mm。  | H74938162860750 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17280 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:20mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:9mm。 | H74938162920130 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17281 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:20mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:9mm。  | H74938162920750 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17282 | 预安装血管支架系统 | 支架长度:40mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:9mm。 | H74938162940130 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格                              | 产品型号            | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|-----------|-------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|
| QHZB17283 | 预安装血管支架系统   | 支架长度:40mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:9mm。  | H74938162940750 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17284 | 预安装血管支架系统   | 支架长度:60mm, 输送器长度:135cm, 支架直径:9mm。 | H74938162960130 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17285 | 预安装血管支架系统   | 支架长度:60mm, 输送器长度:75cm, 支架直径:9mm。  | H74938162960750 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB17305 | EVAL非粘性液体栓塞 | EVAL—I                            | EVAL—I          | 山东赛克赛斯                                      |      |
| QHZB17769 | 骨水泥         | 2*40g                             | COPAL spacem    | 德国 Heraeus Medical GmbH                     |      |
| QHZB17837 | 电动式切割吻合器    | IDRVULTRA1                        | IDRVULTRA1      | 美国 Covidien llc                             |      |
| QHZB17838 | 电动式切割吻合器    | EGIAADAPT                         | EGIAADAPT       | 美国 Covidien llc                             |      |
| QHZB17839 | 电动式切割吻合器    | IDRVBIG                           | IDRVBIG         | 美国 Covidien llc                             |      |
| QHZB17840 | 电动式切割吻合器    | INTB100                           | INTB100         | 美国 Covidien llc                             |      |
| QHZB17841 | 电动式切割吻合器    | IDRVRET                           | IDRVRET         | 美国 Covidien llc                             |      |
| QHZB17842 | 电动式切割吻合器    | INTBIC1EU                         | INTBIC1EU       | 美国 Covidien llc                             |      |
| QHZB17843 | 电动式切割吻合器    | INTBC1NC                          | INTBC1NC        | 美国 Covidien llc                             |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业         | 挂网企业 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|------|
| QHZB17907 | 直线切割缝合器   | HZQJ A-60   | HZQJ A-60   | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17908 | 直线切割缝合器   | HZQJ A-160  | HZQJ A-160  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17909 | 直线切割缝合器   | HZQJ A-260  | HZQJ A-260  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17910 | 直线切割缝合器   | HZQJ B-60   | HZQJ B-60   | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17911 | 直线切割缝合器   | HZQJ B-160  | HZQJ B-160  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17912 | 直线切割缝合器   | HZQJ B-260  | HZQJ B-260  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17913 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQJR A-30G | HZQJR A-30G | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17914 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQJR A-45G | HZQJR A-45G | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17915 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQJR A-60T | HZQJR A-60T | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17916 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQJR B-45G | HZQJR B-45G | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17917 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQJR B-30G | HZQJR B-30G | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17918 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQJR B-60T | HZQJR B-60T | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |



| 流水号       | 产品名称      | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业         | 挂网企业 |
|-----------|-----------|-------------|-------------|--------------|------|
| QHZB17919 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQJR A-30T | HZQJR A-30T | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17920 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQJR A-45T | HZQJR A-45T | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17921 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQJR A-45P | HZQJR A-45P | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17922 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQJR A-45B | HZQJR A-45B | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17923 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQJR A-60P | HZQJR A-60P | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17924 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQJR B-30T | HZQJR B-30T | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17925 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQJR B-30P | HZQJR B-30P | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17926 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQJR B-45T | HZQJR B-45T | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17927 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQJR B-45P | HZQJR B-45P | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17928 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQJR A-30P | HZQJR A-30P | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17929 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQJR A-60B | HZQJR A-60B | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17930 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQJR B-45B | HZQJR B-45B | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业         | 挂网企业 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|
| QHZB17931 | 直线切割缝合器钉仓   | HZQJR B-45M | HZQJR B-45M | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17932 | 直线切割缝合器钉仓   | HZQJR B-60P | HZQJR B-60P | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17933 | 直线切割缝合器钉仓   | HZQJR B-60M | HZQJR B-60M | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17934 | 直线切割缝合器钉仓   | HZQJR A-45M | HZQJR A-45M | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17935 | 直线切割缝合器钉仓   | HZQJR A-60M | HZQJR A-60M | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17936 | 直线切割缝合器钉仓   | HZQJR B-60B | HZQJR B-60B | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17937 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | HZVT5-65    | HZVT5-65    | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17938 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | HZVT5-100   | HZVT5-100   | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17939 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | HZVT5-150   | HZVT5-150   | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17940 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | HZVT5-170   | HZVT5-170   | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17941 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | HZVT8-65    | HZVT8-65    | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17942 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | HZVT8-100   | HZVT8-100   | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业 |
|-----------|-------------|------------|------------|--------------|------|
| QHZB17943 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | HZVT8-170  | HZVT8-170  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17944 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | HZVT10-100 | HZVT10-100 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17945 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | HZVT12-100 | HZVT12-100 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17946 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | HZVT12-170 | HZVT12-170 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17947 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | HZVT15-100 | HZVT15-100 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17948 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | HZVT15-150 | HZVT15-150 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17949 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | HZVT8-150  | HZVT8-150  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17950 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | HZVT10-150 | HZVT10-150 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17951 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | HZVT15-65  | HZVT15-65  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17952 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | HZVT10-65  | HZVT10-65  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17953 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | HZVT10-170 | HZVT10-170 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17954 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | HZVT12-65  | HZVT12-65  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业         | 挂网企业 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|--------------|------|
| QHZB17955 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | HZVT12-150  | HZVT12-150  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17956 | 一次性使用腹腔镜穿刺器 | HZVT15-170  | HZVT15-170  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17957 | 自动痔疮套扎器     | HZZCTA-11x1 | HZZCTA-11x1 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17958 | 自动痔疮套扎器     | HZZCTA-11x4 | HZZCTA-11x4 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17959 | 自动痔疮套扎器     | HZZCTA-11x6 | HZZCTA-11x6 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17960 | 自动痔疮套扎器     | HZZCTA-11x8 | HZZCTA-11x8 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17961 | 自动痔疮套扎器     | HZZCTB-11x1 | HZZCTB-11x1 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17962 | 自动痔疮套扎器     | HZZCTB-11x4 | HZZCTB-11x4 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17963 | 自动痔疮套扎器     | HZZCTB-11x6 | HZZCTB-11x6 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17964 | 自动痔疮套扎器     | HZZCTB-11x8 | HZZCTB-11x8 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17965 | 直线切割缝合器     | HZHX-30×4.8 | HZHX-30×4.8 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17966 | 直线切割缝合器     | HZHX-45×4.8 | HZHX-45×4.8 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业         | 挂网企业 |
|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|------|
| QHZB17967 | 直线缝合器 | HZZXA-30x3.8 | HZZXA-30x3.8 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17968 | 直线缝合器 | HZZXA-60x3.8 | HZZXA-60x3.8 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17969 | 直线缝合器 | HZZXA-45x3.8 | HZZXA-45x3.8 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17970 | 直线缝合器 | HZZXA-90x3.8 | HZZXA-90x3.8 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17971 | 直线缝合器 | HZZXB-30x3.8 | HZZXB-30x3.8 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17972 | 直线缝合器 | HZZXB-45x3.8 | HZZXB-45x3.8 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17973 | 直线缝合器 | HZZXB-60x3.8 | HZZXB-60x3.8 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17974 | 直线缝合器 | HZZXB-90x3.8 | HZZXB-90x3.8 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17975 | 直线缝合器 | HZZXA-30x4.8 | HZZXA-30x4.8 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17976 | 直线缝合器 | HZZXA-45x4.8 | HZZXA-45x4.8 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17978 | 直线缝合器 | HZZXB-45x4.8 | HZZXB-45x4.8 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17979 | 直线缝合器 | HZZXB-90x4.8 | HZZXB-90x4.8 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格          | 产品型号          | 生产企业         | 挂网企业 |
|-----------|---------|---------------|---------------|--------------|------|
| QHZB17980 | 直线缝合器   | HZZXA-90x4.8  | HZZXA-90x4.8  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17981 | 直线缝合器   | HZZXB-30x4.8  | HZZXB-30x4.8  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17982 | 直线缝合器   | HZZXB-60x4.8  | HZZXB-60x4.8  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17983 | 直线切割缝合器 | HZQG-55x3.85  | HZQG-55x3.85  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17984 | 直线切割缝合器 | HZQG-80x3.85  | HZQG-80x3.85  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17985 | 直线切割缝合器 | HZQG-100x3.85 | HZQG-100x3.85 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17986 | 直线切割缝合器 | HZQG-60x3.85  | HZQG-60x3.85  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17987 | 直线切割缝合器 | HZQG-75x3.85  | HZQG-75x3.85  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17988 | 直线切割缝合器 | HZQG-55x4.5   | HZQG-55x4.5   | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17989 | 直线切割缝合器 | HZQG-60x4.5   | HZQG-60x4.5   | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17990 | 直线切割缝合器 | HZQG-80x4.5   | HZQG-80x4.5   | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17991 | 直线切割缝合器 | HZQG-100x4.5  | HZQG-100x4.5  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格           | 产品型号           | 生产企业         | 挂网企业 |
|-----------|-----------|----------------|----------------|--------------|------|
| QHZB17992 | 直线切割缝合器   | HZQG-75x4.5    | HZQG-75x4.5    | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17993 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQGR-55x4.5   | HZQGR-55x4.5   | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17994 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQGR-75x4.5   | HZQGR-75x4.5   | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17995 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQGR-55x3.85  | HZQGR-55x3.85  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17996 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQGR-80x3.85  | HZQGR-80x3.85  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17997 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQGR-75x3.85  | HZQGR-75x3.85  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17998 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQGR-60x3.85  | HZQGR-60x3.85  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB17999 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQGR-100x3.85 | HZQGR-100x3.85 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB18000 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQGR-60x4.5   | HZQGR-60x4.5   | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB18001 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQGR-80x4.5   | HZQGR-80x4.5   | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB18002 | 直线切割缝合器钉仓 | HZQGR-100x4.5  | HZQGR-100x4.5  | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB18003 | 圆形吻合器     | HZGX-17x4.2    | HZGX-17x4.2    | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业         | 挂网企业 |
|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|------|
| QHZB18004 | 圆形吻合器      | HZGX-19x4. 2 | HZGX-19x4. 2 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB18005 | 圆形吻合器      | HZGX-21x4. 5 | HZGX-21x4. 5 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB18006 | 圆形吻合器      | HZGX-23x4. 5 | HZGX-23x4. 5 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB18007 | 圆形吻合器      | HZGX-29x4. 8 | HZGX-29x4. 8 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB18008 | 圆形吻合器      | HZGX-31x4. 8 | HZGX-31x4. 8 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB18009 | 圆形吻合器      | HZGX-26x4. 5 | HZGX-26x4. 5 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB18010 | 一次性包皮切割吻合器 | HZBP-11x3. 0 | HZBP-11x3. 0 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB18011 | 一次性包皮切割吻合器 | HZBP-21x3. 0 | HZBP-21x3. 0 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB18012 | 一次性包皮切割吻合器 | HZBP-27x3. 0 | HZBP-27x3. 0 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB18013 | 一次性包皮切割吻合器 | HZBP-16x3. 0 | HZBP-16x3. 0 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB18014 | 一次性包皮切割吻合器 | HZBP-18x3. 0 | HZBP-18x3. 0 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |
| QHZB18015 | 一次性包皮切割吻合器 | HZBP-29x3. 0 | HZBP-29x3. 0 | 江苏泓正医疗科技有限公司 |      |



| 流水号       | 产品名称          | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业                                                                                 | 挂网企业 |
|-----------|---------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|
| QHZB18016 | 一次性包皮切割吻合器    | HZBP-30x3.0         | HZBP-30x3.0         | 江苏泓正医疗科技有限公司                                                                         |      |
| QHZB18017 | 一次性包皮切割吻合器    | HZBP-35x3.0         | HZBP-35x3.0         | 江苏泓正医疗科技有限公司                                                                         |      |
| QHZB18018 | 圆形吻合器         | HZGC-32x3.8         | HZGC-32x3.8         | 江苏泓正医疗科技有限公司                                                                         |      |
| QHZB18019 | 圆形吻合器         | HZGC-34x3.8         | HZGC-34x3.8         | 江苏泓正医疗科技有限公司                                                                         |      |
| QHZB18020 | 圆形吻合器         | HZGC-36x3.8         | HZGC-36x3.8         | 江苏泓正医疗科技有限公司                                                                         |      |
| QHZB18021 | 圆形吻合器-附件      | HZFJ-L              | HZFJ-L              | 江苏泓正医疗科技有限公司                                                                         |      |
| QHZB18022 | 主动脉内球囊导管及附件   | Mega 8Fr. 50cc      | Mega 8Fr. 50cc      | 美国Datascope Corp                                                                     |      |
| QHZB18023 | 主动脉内球囊导管及附件   | Mega 7.5Fr. 40cc    | Mega 7.5Fr. 40cc    | 美国Datascope Corp                                                                     |      |
| QHZB18439 | 泵管            | /                   | CFT001\$CFT010      | 美国Biosense Webster Inc. 公司                                                           |      |
| QHZB18454 | 剥离式外导引导管-附件   | 附件                  | 410194              | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division (圣犹达医疗用品有限公司CRMD部)        |      |
| QHZB19237 | 全膝关节置换手术定位系统  | iASSIST Knee System | iASSIST Knee System | 美国Zimmer Inc. (美国捷迈公司)                                                               |      |
| QHZB19564 | 植入式心脏再同步治疗起搏器 | W173                | W173                | 美国Cardiac Pacemakers, Incorporated, a wholly owned subsidiary of Guidant Corporation |      |

| 流水号       | 产品名称          | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                    | 生产企业                                      | 挂网企业         |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|
| QHZB20572 | 一次性使用内窥镜标本取物袋 | ≥100\$≥200\$≥500                                                                               | SWD-A1\$SWD-A2                                          | 杭州索德医疗设备有限公司                              | 杭州索德医疗设备有限公司 |
| QHZB20574 | 经皮酒精注射疗法针     | 21G*100\$21G*150#21G*200\$22G*100\$22G*150\$22G*200                                            | 诱导针\$注入针                                                | 日本株式会社八光                                  |              |
| QHZB20575 | 医用固定敷料        | 20*60mm\$46*80mm\$50*70mm\$65*65mm\$70*70mm\$70*100mm\$70*85mm\$80*100mm\$80*120mm\$90*90mm\$1 | /                                                       | 济源市太极医疗用品有限公司                             |              |
| QHZB20622 | 可重复使用单发施夹钳    | 8886848700                                                                                     | 8886848700                                              | 美国 Covidien llc                           |              |
| QHZB20623 | 瓣膜成形环         | 三尖瓣型(带状)                                                                                       | SB28T\$SB30T\$SB32T\$SB34T\$SB36T                       | 意大利Sorin Group Italia S.r.l (意大利索林集团有限公司) |              |
| QHZB20624 | 瓣膜成形环         | 二尖瓣(带状)                                                                                        | SB26M\$SB28M\$SB30M\$SB32M\$SB34M\$SB36M\$SB38M\$SB40M  | 意大利Sorin Group Italia S.r.l (意大利索林集团有限公司) |              |
| QHZB20654 | 微导管套装         | /                                                                                              | MFS-110-20-HC-T-CIRRUS\$MFS-135-20-TC45-HC\$MFS-135-20- | 丹麦William Cook Europe ApS                 |              |
| QHZB20655 | 聚酯和聚乳酸复合补片    | TEM1208GL                                                                                      | TEM1208GL                                               | 法国 Sofradim Production                    |              |
| QHZB20656 | 聚酯和聚乳酸复合补片    | TEM1409GR                                                                                      | TEM1409GR                                               | 法国 Sofradim Production                    |              |
| QHZB20657 | 聚酯和聚乳酸复合补片    | TEM1409GL                                                                                      | TEM1409GL                                               | 法国 Sofradim Production                    |              |
| QHZB20658 | 聚酯和聚乳酸复合补片    | TEM1509G                                                                                       | TEM1509G                                                | 法国 Sofradim Production                    |              |
| QHZB20659 | 聚酯和聚乳酸复合补片    | TEM1515G                                                                                       | TEM1515G                                                | 法国 Sofradim Production                    |              |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格                                    | 产品型号      | 生产企业               | 挂网企业 |
|-----------|------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------|------|
| QHZB20660 | 修补片和修补塞    | SPM-35                                  | SPM-35    | 美国 Covidien llc    |      |
| QHZB20809 | 可动轴式可截短骨螺丝 | $\Phi 6.5\text{mm} \times 30\text{mm}$  | 3101-5630 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20810 | 可动轴式可截短骨螺丝 | $\Phi 6.5\text{mm} \times 35\text{mm}$  | 3101-5635 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20811 | 可动轴式可截短骨螺丝 | $\Phi 6.5\text{mm} \times 40\text{mm}$  | 3101-5640 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20812 | 可动轴式可截短骨螺丝 | $\Phi 6.5\text{mm} \times 45\text{mm}$  | 3101-5645 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20813 | 可动轴式可截短骨螺丝 | $\Phi 6.5\text{mm} \times 50\text{mm}$  | 3101-5650 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20814 | 可动轴式可截短骨螺丝 | $\Phi 6.5\text{mm} \times 55\text{mm}$  | 3101-5655 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20815 | 可动轴式可截短骨螺丝 | $\Phi 6.5\text{mm} \times 60\text{mm};$ | 3101-5660 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20816 | 可动轴式可截短骨螺丝 | $\Phi 7.5\text{mm} \times 20\text{mm}$  | 3101-5720 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20818 | 可动轴式可截短骨螺丝 | $\Phi 7.5\text{mm} \times 30\text{mm}$  | 3101-5730 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20819 | 可动轴式可截短骨螺丝 | $\Phi 7.5\text{mm} \times 35\text{mm}$  | 3101-5735 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20820 | 可动轴式可截短骨螺丝 | $\Phi 7.5\text{mm} \times 40\text{mm}$  | 3101-5740 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格                                    | 产品型号      | 生产企业               | 挂网企业 |
|-----------|------------|-----------------------------------------|-----------|--------------------|------|
| QHZB20821 | 可动轴式可截短骨螺丝 | $\Phi 7.5\text{mm} \times 45\text{mm}$  | 3101-5745 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20822 | 可动轴式可截短骨螺丝 | $\Phi 7.5\text{mm} \times 50\text{mm}$  | 3101-5750 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20823 | 可动轴式可截短骨螺丝 | $\Phi 7.5\text{mm} \times 55\text{mm}$  | 3101-5755 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20824 | 可动轴式可截短骨螺丝 | $\Phi 7.5\text{mm} \times 60\text{mm}$  | 3101-5760 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20825 | 可调式交叉连杆    | 40mm                                    | 3201-3010 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20833 | 固定轴式骨螺丝    | $\Phi 4.5\text{mm} \times 40\text{mm}$  | 3101-1440 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20834 | 固定轴式骨螺丝    | $\Phi 4.5\text{mm} \times 45\text{mm}$  | 3101-1445 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20835 | 固定轴式骨螺丝    | $\Phi 4.5\text{mm} \times 50\text{mm}$  | 3101-1450 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20836 | 固定轴式骨螺丝    | $\Phi 4.5\text{mm} \times 55\text{mm}$  | 3101-1455 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20837 | 固定轴式骨螺丝    | $\Phi 4.5\text{mm} \times 60\text{mm};$ | 3101-1460 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20838 | 固定轴式骨螺丝    | $\Phi 5.5\text{mm} \times 25\text{mm}$  | 3101-1525 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20839 | 固定轴式骨螺丝    | $\Phi 5.5\text{mm} \times 30\text{mm}$  | 3101-1530 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格                                    | 产品型号      | 生产企业               | 挂网企业 |
|-----------|---------|-----------------------------------------|-----------|--------------------|------|
| QHZB20840 | 固定轴式骨螺丝 | $\Phi 5.5\text{mm} \times 35\text{mm}$  | 3101-1535 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20841 | 固定轴式骨螺丝 | $\Phi 5.5\text{mm} \times 40\text{mm}$  | 3101-1540 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20842 | 固定轴式骨螺丝 | $\Phi 5.5\text{mm} \times 45\text{mm}$  | 3101-1545 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20843 | 固定轴式骨螺丝 | $\Phi 5.5\text{mm} \times 50\text{mm}$  | 3101-1550 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20844 | 固定轴式骨螺丝 | $\Phi 5.5\text{mm} \times 55\text{mm}$  | 3101-1555 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20845 | 固定轴式骨螺丝 | $\Phi 5.5\text{mm} \times 60\text{mm};$ | 3101-1560 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20846 | 固定轴式骨螺丝 | $\Phi 6.5\text{mm} \times 25\text{mm}$  | 3101-1625 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20847 | 固定轴式骨螺丝 | $\Phi 6.5\text{mm} \times 30\text{mm}$  | 3101-1630 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20848 | 固定轴式骨螺丝 | $\Phi 6.5\text{mm} \times 35\text{mm}$  | 3101-1635 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20849 | 固定轴式骨螺丝 | $\Phi 6.5\text{mm} \times 40\text{mm}$  | 3101-1640 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20850 | 固定轴式骨螺丝 | $\Phi 6.5\text{mm} \times 45\text{mm}$  | 3101-1645 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20851 | 固定轴式骨螺丝 | $\Phi 6.5\text{mm} \times 50\text{mm}$  | 3101-1650 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称                  | 产品规格                                 | 产品型号      | 生产企业               | 挂网企业 |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------|------|
| QHZB20852 | 固定轴式骨螺丝               | Φ 6. 5mm×55mm                        | 3101-1655 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20853 | 固定轴式骨螺丝               | Φ 6. 5mm×60mm；                       | 3101-1660 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20854 | 固定轴式骨螺丝               | Φ 7. 5mm×25mm                        | 3101-1725 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20855 | 固定轴式骨螺丝               | Φ 7. 5mm×30mm                        | 3101-1730 | 中国（台湾）联合骨科器材股份有限公司 |      |
| QHZB20929 | 胫骨交锁髓内钉-尾帽(不锈钢)       | 与主钉配合使用2mm                           | ZSSNJG    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司   |      |
| QHZB20930 | 胫骨交锁髓内钉-尾帽(钛合金)       | 与主钉配合使用2mm                           | ZSSNJG    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司   |      |
| QHZB20931 | 胫骨交锁髓内钉-锁钉(不锈钢)       | 4×30、35、40、45、50、55、60、65、70mm       | ZSSNJG    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司   |      |
| QHZB20932 | 胫骨交锁髓内钉-锁钉(钛合金)       | 4×30、35、40、45、50、55、60、65、70mm       | ZSSNJG    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司   |      |
| QHZB20933 | 胫骨交锁髓内钉II型-主钉(钛合金)    | 8、9、10X240~360mm(每间隔20mm为一规格)        | ZSSNJG    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司   |      |
| QHZB20934 | 胫骨交锁髓内钉II型-尾帽(钛合金)    | 与主钉配合使用                              | ZSSNJG    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司   |      |
| QHZB20935 | 胫骨交锁髓内钉II型-5mm锁钉(钛合金) | 5X40、45、50、55、60、65、70、75、80、85、90mm | ZSSNJG    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司   |      |
| QHZB20936 | 胫骨交锁髓内钉II型-4mm锁钉(钛合金) | 4X20~200mm                           | ZSSNJG    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司   |      |

| 流水号       | 产品名称            | 产品规格                           | 产品型号                                           | 生产企业                         | 挂网企业         |
|-----------|-----------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|--------------|
| QHZB20937 | 股骨交锁髓内钉-尾帽(不锈钢) | 与主钉配合使用2mm                     | ZSSNGG                                         | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司             |              |
| QHZB20938 | 股骨交锁髓内钉-尾帽(钛合金) | 与主钉配合使用2mm                     | ZSSNGG                                         | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司             |              |
| QHZB20939 | 股骨交锁髓内钉-锁钉(不锈钢) | 4×30、35、40、45、50、55、60、65、70mm | ZSSNGG                                         | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司             |              |
| QHZB20940 | 股骨交锁髓内钉-锁钉(钛合金) | 4×30、35、40、45、50、55、60、65、70mm | ZSSNGG                                         | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司             |              |
| QHZB21376 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣  | EGIA45CTAMT                    | EGIA45CTAMT                                    | 美国 Covidien llc              |              |
| QHZB21377 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣  | EGIA30AV                       | EGIA30AV                                       | 美国 Covidien llc              |              |
| QHZB21378 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣  | EGIA30CTAV                     | EGIA30CTAV                                     | 美国 Covidien llc              |              |
| QHZB21382 | 口腔脱敏糊剂          | 61g                            | /                                              | 四川天福精细化工有限公司                 | 四川天福精细化工有限公司 |
| QHZB21426 | 支持导管            | /                              | CXI-2.6-18-150-P-NS-ANG\$CXI-2.6-18-150-P-NS-0 | 美国Cook Incorporated (美国库克公司) |              |
| QHZB21427 | 支持导管            | /                              | CXI-2.6-18-90-P-NS-ANG\$CXI-2.6-18-90-P-NS-0   | 美国Cook Incorporated (美国库克公司) |              |
| QHZB21428 | 支持导管            | /                              | CXI-4.0-35-135-P-NS-0\$CXI-4.0-35-135-P-NS-DAV | 美国Cook Incorporated (美国库克公司) |              |
| QHZB21429 | 支持导管            | /                              | CXI-4.0-35-150-P-NS-0\$CXI-4.0-35-150-P-NS-DAV | 美国Cook Incorporated (美国库克公司) |              |

| 流水号       | 产品名称           | 产品规格        | 产品型号                                           | 生产企业                        | 挂网企业 |
|-----------|----------------|-------------|------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| QHZB21430 | 支持导管           | /           | CXI-4. 0-35-90-P-NS-0\$CXI-4. 0-35-90-P-NS-DAV | 美国Cook Incorporated（美国库克公司） |      |
| QHZB21442 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA30AMT   | EGIA30AMT                                      | 美国 Covidien llc             |      |
| QHZB21443 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA30AVM   | EGIA30AVM                                      | 美国 Covidien llc             |      |
| QHZB21444 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA30CTAVM | EGIA30CTAVM                                    | 美国 Covidien llc             |      |
| QHZB21446 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA45AV    | EGIA45AV                                       | 美国 Covidien llc             |      |
| QHZB21447 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA45AVM   | EGIA45AVM                                      | 美国 Covidien llc             |      |
| QHZB21448 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA45AXT   | EGIA45AXT                                      | 美国 Covidien llc             |      |
| QHZB21449 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA45CTAV  | EGIA45CTAV                                     | 美国 Covidien llc             |      |
| QHZB21452 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA60AVM   | EGIA60AVM                                      | 美国 Covidien llc             |      |
| QHZB21454 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA60CTAMT | EGIA60CTAMT                                    | 美国 Covidien llc             |      |
| QHZB21455 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA60CTAVM | EGIA60CTAVM                                    | 美国 Covidien llc             |      |
| QHZB21456 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIAUSHORT  | EGIAUSHORT                                     | 美国 Covidien llc             |      |



| 流水号       | 产品名称       | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|------------|-----------|-----------|-----------------|------|
| QHZB21459 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB11STF   | NB11STF   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21460 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB12LGF   | NB12LGF   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21461 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB12STF   | NB12STF   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21462 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB15STF   | NB15STF   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21463 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB5SHF    | NB5SHF    | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21464 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB5STF    | NB5STF    | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21465 | 一次性使用无刃穿刺器 | NBFCA11ST | NBFCA11ST | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21466 | 一次性使用无刃穿刺器 | NBFCA12ST | NBFCA12ST | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21467 | 一次性使用无刃穿刺器 | NBFCA5SH  | NBFCA5SH  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21468 | 一次性使用无刃穿刺器 | NBFCA5ST  | NBFCA5ST  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21471 | 端端吻合器      | EEA21     | EEA21     | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21472 | 端端吻合器      | EEA2135   | EEA2135   | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|-------|------------|------------|-----------------|------|
| QHZB21473 | 端端吻合器 | EEA25      | EEA25      | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21474 | 端端吻合器 | EEA2535    | EEA2535    | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21475 | 端端吻合器 | EEA28      | EEA28      | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21476 | 端端吻合器 | EEA2835    | EEA2835    | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21477 | 端端吻合器 | EEA31      | EEA31      | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21478 | 端端吻合器 | EEA33      | EEA33      | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21479 | 端端吻合器 | EEAORVIL21 | EEAORVIL21 | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21480 | 端端吻合器 | EEAORVIL25 | EEAORVIL25 | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21481 | 端端吻合器 | EEAXL21    | EEAXL21    | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21482 | 端端吻合器 | EEAXL2135  | EEAXL2135  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21483 | 端端吻合器 | EEAXL25    | EEAXL25    | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21484 | 端端吻合器 | EEAXL2535  | EEAXL2535  | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号       | 产品名称             | 产品规格                      | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|------------------|---------------------------|------------|-----------------|------|
| QHZB21485 | 端端吻合器            | EEAXL28                   | EEAXL28    | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21486 | 端端吻合器            | EEAXL2835                 | EEAXL2835  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21487 | 端端吻合器            | EEAXL31                   | EEAXL31    | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21488 | 端端吻合器            | EEAXL33                   | EEAXL33    | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21489 | 可吸收结扎与可重复使用单发施夹钳 | lapro-clip12mm 10×1可吸收结扎夹 | 8886848815 | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21491 | 可吸收结扎与可重复使用单发施夹钳 | lapro-clip12mm 6×6可吸收结扎夹  | 8886848812 | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21492 | 可吸收结扎与可重复使用单发施夹钳 | lapro-clip8mm 10×1可吸收结扎夹  | 8886848814 | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21493 | 可吸收结扎与可重复使用单发施夹钳 | lapro-clip8mm 10×2可吸收结扎夹  | 8886848882 | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21494 | 可吸收结扎与可重复使用单发施夹钳 | lapro-clip8mm 6×6可吸收结扎夹   | 8886848808 | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21496 | 穿刺器              | 179301                    | 179301     | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21497 | 穿刺器              | 179303                    | 179303     | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21498 | 穿刺器              | 179305                    | 179305     | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------|
| QHZB21499 | 穿刺器         | 179307    | 179307    | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21502 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA10048L | GIA10048L | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21503 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA10048S | GIA10048S | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21504 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA6025L  | GIA6025L  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21505 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA6025S  | GIA6025S  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21506 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA6038L  | GIA6038L  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21507 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA6038S  | GIA6038S  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21508 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA6048L  | GIA6048L  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21509 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA6048S  | GIA6048S  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21512 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA8048L  | GIA8048L  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21513 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA8048S  | GIA8048S  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21514 | 一次性切割吻合器及钉匣 | SGIA6038L | SGIA6038L | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------|
| QHZB21515 | 一次性切割吻合器及钉匣 | SGIA6038S | SGIA6038S | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21516 | 一次性使用气腹针    | 172015    | 172015    | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21517 | 一次性使用气腹针    | 172016    | 172016    | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21519 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA3035L   | TA3035L   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21521 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA3048L   | TA3048L   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21523 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA30V3L   | TA30V3L   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21525 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA4535L   | TA4535L   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21526 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA4535S   | TA4535S   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21527 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA4548L   | TA4548L   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21529 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA6035L   | TA6035L   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21531 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA6048L   | TA6048L   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21532 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA6048S   | TA6048S   | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号       | 产品名称           | 产品规格     | 产品型号     | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|----------------|----------|----------|-----------------|------|
| QHZB21533 | 闭合吻合器及一次性钉匣    | TA9035L  | TA9035L  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21534 | 闭合吻合器及一次性钉匣    | TA9035S  | TA9035S  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21535 | 闭合吻合器及一次性钉匣    | TA9048L  | TA9048L  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21536 | 闭合吻合器及一次性钉匣    | TA9048S  | TA9048S  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21540 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 30416    | 30416    | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21542 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 30419    | 30419    | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21546 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 30426    | 30426    | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21548 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 30450    | 30450    | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21550 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 30452    | 30452    | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21551 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 30453    | 30453    | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21559 | 一次性无刃穿刺器       | NB3SHFLP | NB3SHFLP | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21560 | 一次性无刃穿刺器       | NB5SHFLP | NB5SHFLP | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格     | 产品型号     | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|----------|----------|----------|-----------------|------|
| QHZB21561 | 一次性无刃穿刺器 | NB5STFLP | NB5STFLP | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21562 | 穿刺器      | 175770   | 175770   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21563 | 穿刺器      | 177772   | 177772   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21564 | 穿刺器      | 177776   | 177776   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21565 | 穿刺器      | 177790   | 177790   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21566 | 穿刺器      | 177791   | 177791   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21567 | 穿刺器      | 177792   | 177792   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21568 | 穿刺器      | 177794   | 177794   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21569 | 穿刺器      | 179094   | 179094   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21570 | 穿刺器      | 179100   | 179100   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21571 | 穿刺器      | 179101   | 179101   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21572 | 穿刺器      | 175772P  | 175772P  | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格     | 产品型号     | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|------|----------|----------|-----------------|------|
| QHZB21573 | 穿刺器  | 176773P  | 176773P  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21574 | 穿刺器  | 177090PF | 177090PF | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21575 | 穿刺器  | 177091PF | 177091PF | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21576 | 穿刺器  | 177092F  | 177092F  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21577 | 穿刺器  | 177093F  | 177093F  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21578 | 穿刺器  | 179074P  | 179074P  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21579 | 穿刺器  | 179076P  | 179076P  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21580 | 穿刺器  | 179077P  | 179077P  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21581 | 穿刺器  | 179078P  | 179078P  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21582 | 穿刺器  | 179078PF | 179078PF | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21583 | 穿刺器  | 179093F  | 179093F  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21585 | 穿刺器  | 179095P  | 179095P  | 美国 Covidien llc |      |



| 流水号       | 产品名称    | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|---------|-----------|-----------|-----------------|------|
| QHZB21586 | 穿刺器     | 179095PF  | 179095PF  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21587 | 穿刺器     | 179096P   | 179096P   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21589 | 穿刺器     | 179097P   | 179097P   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21590 | 穿刺器     | 179097PF  | 179097PF  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21591 | 穿刺器     | 179102P   | 179102P   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21592 | 穿刺器     | 179103P   | 179103P   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21596 | 修补片和修补塞 | SMPM-02   | SMPM-02   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21597 | 修补片和修补塞 | SPM-14    | SPM-14    | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21598 | 修补片和修补塞 | SPM-149   | SPM-149   | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21599 | 修补片和修补塞 | SPM-149-W | SPM-149-W | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21600 | 修补片和修补塞 | SPM-14-W  | SPM-14-W  | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB21601 | 修补片和修补塞 | SPM-35-W  | SPM-35-W  | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格      | 产品型号                         | 生产企业                      | 挂网企业 |
|-----------|-----------|-----------|------------------------------|---------------------------|------|
| QHZB21602 | 修补片和修补塞   | SPM-66-W  | SPM-66-W                     | 美国 Covidien llc           |      |
| QHZB21603 | 修补片和修补塞   | SPMM-14   | SPMM-14                      | 美国 Covidien llc           |      |
| QHZB21604 | 修补片和修补塞   | SPMM-149  | SPMM-149                     | 美国 Covidien llc           |      |
| QHZB21605 | 修补片和修补塞   | SPMM-24   | SPMM-24                      | 美国 Covidien llc           |      |
| QHZB21606 | 修补片和修补塞   | SPMM-35   | SPMM-35                      | 美国 Covidien llc           |      |
| QHZB21607 | 修补片和修补塞   | SPMM-46   | SPMM-46                      | 美国 Covidien llc           |      |
| QHZB21608 | 修补片和修补塞   | SPMM-66   | SPMM-66                      | 美国 Covidien llc           |      |
| QHZB21609 | 可吸收钉修补固定器 | ABSTACK15 | ABSTACK15                    | 美国 Covidien llc           |      |
| QHZB21610 | 可吸收钉修补固定器 | ABSTACK30 | ABSTACK30                    | 美国 Covidien llc           |      |
| QHZB21722 | 血液浓缩器     | /         | BC20plus\$BC60plus\$BC140plu | 德国Maquet Cardioplumony AG |      |
| QHZB21733 | 聚酯和聚乳酸补片  | TEM1208GL | TEM1208GL                    | 法国 Sofradim Production    |      |
| QHZB21734 | 聚酯和聚乳酸补片  | TEM1208GR | TEM1208GR                    | 法国 Sofradim Production    |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|----------|-----------|-----------|------------------------|------|
| QHZB21735 | 聚酯和聚乳酸补片 | TEM1409GL | TEM1409GL | 法国 Sofradim Production |      |
| QHZB21736 | 聚酯和聚乳酸补片 | TEM1409GR | TEM1409GR | 法国 Sofradim Production |      |
| QHZB21737 | 聚酯和聚乳酸补片 | TEM1509G  | TEM1509G  | 法国 Sofradim Production |      |
| QHZB21738 | 聚酯和聚乳酸补片 | TEM1515G  | TEM1515G  | 法国 Sofradim Production |      |
| QHZB21739 | 外科补片     | Φ 12cm    | PC012     | 法国 Sofradim Production |      |
| QHZB21740 | 外科补片     | Φ 15cm    | PC015     | 法国 Sofradim Production |      |
| QHZB21741 | 外科补片     | Φ 20cm    | PC020     | 法国 Sofradim Production |      |
| QHZB21742 | 外科补片     | Φ 8cm     | PC080S    | 法国 Sofradim Production |      |
| QHZB21743 | 外科补片     | Φ 9cm     | PC09      | 法国 Sofradim Production |      |
| QHZB21744 | 外科补片     | 15cm*10cm | PC01510   | 法国 Sofradim Production |      |
| QHZB21745 | 外科补片     | 15cm*10cm | PC015100S | 法国 Sofradim Production |      |
| QHZB21746 | 外科补片     | 20cm*15cm | PC02015   | 法国 Sofradim Production |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                 | 产品型号                                                                       | 生产企业                                          | 挂网企业 |
|-----------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| QHZB21747 | 外科补片      | 20cm*15cm            | PC020150S                                                                  | 法国 Sofradim Production                        |      |
| QHZB21748 | 外科补片      | 25cm*20cm            | PC02520                                                                    | 法国 Sofradim Production                        |      |
| QHZB21749 | 外科补片      | 25cm*20cm            | PC025200S                                                                  | 法国 Sofradim Production                        |      |
| QHZB21750 | 外科补片      | 30cm*20cm            | PC03020                                                                    | 法国 Sofradim Production                        |      |
| QHZB21751 | 外科补片      | 30cm*20cm            | PC030200S                                                                  | 法国 Sofradim Production                        |      |
| QHZB21752 | 外科补片      | 37cm*28cm            | PC03728                                                                    | 法国 Sofradim Production                        |      |
| QHZB21753 | 外科补片      | 8cm*8.5cm            | PC02H4                                                                     | 法国 Sofradim Production                        |      |
| QHZB21754 | 外科补片      | 8cm*8cm              | PC02H1                                                                     | 法国 Sofradim Production                        |      |
| QHZB21755 | 外科补片      | 9cm*8cm              | PC02H3                                                                     | 法国 Sofradim Production                        |      |
| QHZB21756 | SORIN心脏瓣膜 | Bicarbon Fitline二尖瓣  | MTR19LFM\$MTR21LFM\$MT<br>R23LFM\$MTR25LFM\$MTR2<br>7LFM\$MTR29LFM\$MTR31L | 意大利Sorin Group Italia S.r.l<br>(意大利索林集团有限公司)  |      |
| QHZB21757 | SORIN心脏瓣膜 | Bicarbon Fitline主动脉瓣 | ART19LFA\$ART21LFA\$AR<br>T23LFA\$ART25LFA\$ART2<br>7LFA\$ART29LFA\$ART31L | 意大利Sorin Group Italia S.r.l (意大利索林集团有<br>限公司) |      |
| QHZB21758 | SORIN心脏瓣膜 | Bicarbon*主动脉瓣半环上型    | ART17LSA\$ART19LSA\$AR<br>T21LSA\$ART23LSA\$ART2<br>5LSA\$ART27LSA         | 意大利Sorin Group Italia S.r.l (意大利索林集团有<br>限公司) |      |

| 流水号       | 产品名称            | 产品规格                           | 产品型号                                                          | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|-----------|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| QHZB21759 | SORIN心脏瓣膜       | Bicarbon*主动脉瓣完全环上型             | ART16LOV\$ART18LOV\$ART20LOV\$ART22LOV\$ART24LOV              | 意大利Sorin Group Italia S.r.l（意大利索林集团有限公司） |      |
| QHZB21760 | 带主动脉瓣血管         | AP系列                           | AP-021\$AP-023\$AP-025\$AP-027\$AP-029\$AP-031\$AP-033        | 意大利Sorin Group Italia S.r.l（意大利索林集团有限公司） |      |
| QHZB21761 | 带主动脉瓣血管         | CP系列                           | CP-021\$CP-023\$CP-025\$CP-027\$CP-029                        | 意大利Sorin Group Italia S.r.l（意大利索林集团有限公司） |      |
| QHZB21763 | 微导管套装           | /                              | MF-3.0-18-110-12-HC\$MF-3.0-18-110-20-HC\$MF-3.0-18-135-12-HC | 丹麦William Cook Europe ApS                |      |
| QHZB22087 | 胫骨交锁髓内钉-主钉(不锈钢) | 8、9、10*240-360mm(每间隔20mm为一规格)  | ZSSNJG                                                        | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                         |      |
| QHZB22088 | 胫骨交锁髓内钉-主钉(钛合金) | 8、9、10*240-360mm(每间隔20mm为一规格)  | ZSSNJG                                                        | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                         |      |
| QHZB22089 | 伽玛钉(钛合金)        | 9、10、11*180-420mm(每间隔10mm为一规格) | ZSSNGG-II                                                     | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                         |      |
| QHZB22090 | 伽玛钉(不锈钢)        | 9、10、11*180-420mm(每间隔10mm为一规格) | ZSSNGG-II                                                     | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                         |      |
| QHZB22091 | 股骨倒打髓内钉(钛合金)    | 9、10、11*200-360mm(每间隔10mm为一规格) | ZSSNGG-I                                                      | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                         |      |
| QHZB22092 | 股骨倒打髓内钉(不锈钢)    | 9、10、11*200-360mm(每间隔10mm为一规格) | ZSSNGG-I                                                      | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                         |      |
| QHZB22093 | 股骨交锁髓内钉-主钉(不锈钢) | 9、10、11*320-420mm(每间隔10mm为一规格) | ZSSNGG                                                        | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                         |      |
| QHZB22094 | 股骨交锁髓内钉-主钉(钛合金) | 9、10、11*320-420mm(每间隔10mm为一规格) | ZSSNGG                                                        | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                         |      |

| 流水号       | 产品名称             | 产品规格                                      | 产品型号                                                                | 生产企业                                                               | 挂网企业         |
|-----------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| QHZB22095 | 股骨交锁髓内钉-III(钛合金) | 9、10、11、12*180-420mm(每间隔10mm为一规格)         | ZSSNGS                                                              | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                                                   |              |
| QHZB22096 | 股骨交锁髓内钉-III(不锈钢) | 9、10、11、12*180-420mm(每间隔11mm为一规格)         | ZSSNGS                                                              | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                                                   |              |
| QHZB22097 | PFNA髓内钉(钛合金)     | 9.2、10.2、11.2、12.2*160-420mm(每间隔10mm为一规格) | ZSSNGP                                                              | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                                                   |              |
| QHZB22346 | 空心纤维血液透析/滤过器     | FX1000HDF                                 | FX1000HDF                                                           | 德国Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA                              |              |
| QHZB22719 | 脱敏糊剂             | 61克                                       | 糊剂                                                                  | 四川天福精细化工有限公司                                                       | 四川天福精细化工有限公司 |
| QHZB24191 | 射频气化等离子手术系统      | /                                         | 7209659\$7209658\$7209657\$7209654\$7209653\$7210696\$7210699\$7209 | 美国 Smith & Nephew Inc                                              |              |
| QHZB24192 | 射频气化等离子手术系统      | /                                         | 7209693\$7209650                                                    | 美国 Smith & Nephew Inc                                              |              |
| QHZB24193 | 射频气化等离子手术系统      | /                                         | 7210438\$7210112                                                    | 美国 Smith & Nephew Inc                                              |              |
| QHZB24194 | 射频气化等离子手术系统      | /                                         | 7209656\$7209629\$7209646\$7209647\$7209648\$7209649\$7209644\$7209 | 美国 Smith & Nephew Inc                                              |              |
| QHZB24195 | 射频气化等离子手术系统      | /                                         | 72200681\$72200682\$72200683                                        | 美国 Smith & Nephew Inc                                              |              |
| QHZB24196 | 射频气化等离子手术系统      | /                                         | 7209628                                                             | 美国 Smith & Nephew Inc                                              |              |
| QHZB24378 | 球囊扩张导管           | 1.2*6                                     | AT75126                                                             | 德国Angiomed GmbH & Co.Medizintechnik KG.Subsidiary of C.R.Bard, Inc |              |

| 流水号       | 产品名称                      | 产品规格         | 产品型号                                                 | 生产企业                                                               | 挂网企业 |
|-----------|---------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| QHZB24379 | 球囊扩张导管                    | 1.4*6        | AT75146                                              | 德国Angiomed GmbH & Co.Medizintechnik KG.Subsidiary of C.R.Bard, Inc |      |
| QHZB24380 | 球囊扩张导管                    | 1.6*6        | AT75166                                              | 德国Angiomed GmbH & Co.Medizintechnik KG.Subsidiary of C.R.Bard, Inc |      |
| QHZB24381 | 球囊扩张导管                    | 18*6         | AT75186                                              | 德国Angiomed GmbH & Co.Medizintechnik KG.Subsidiary of C.R.Bard, Inc |      |
| QHZB24429 | 带有推送系统的人造血管支架             | 14*50        | H965520320                                           | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司)                        |      |
| QHZB24430 | 带有推送系统的人造血管支架             | 14*70        | H965520330                                           | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司)                        |      |
| QHZB24510 | 动脉鞘                       | 5F           | 051101A\$051102A\$205211A\$040037A                   | 美国Medtronic Inc.                                                   |      |
| QHZB24512 | 动脉鞘                       | 8F           | 081101A\$080037A\$081102A\$208211A\$208223A\$040047A | 美国Medtronic Inc.                                                   |      |
| QHZB24513 | 动脉鞘                       | 9F           | 091101A\$090037A\$091102A\$209211A\$209223A\$040049A | 美国Medtronic Inc.                                                   |      |
| QHZB24514 | 动脉鞘                       | 10F          | 010101A                                              | 美国Medtronic Inc.                                                   |      |
| QHZB24515 | 动脉鞘                       | 11F          | 011101A                                              | 美国Medtronic Inc.                                                   |      |
| QHZB24516 | 巴德疝修补补片 (Bard 3DMax Mesh) | 8.5cm*13.7cm | 115310                                               | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc.                         |      |
| QHZB24517 | 巴德疝修补补片 (Bard 3DMax Mesh) | 8.5cm*13.7cm | 115320                                               | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc.                         |      |

| 流水号       | 产品名称                          | 产品规格        | 产品型号                                                                 | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|-----------|-------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| QHZB24518 | 疝环充填补片(网塞)                    | 2.5cm*3.4cm | 112750                                                               | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB24519 | 疝环充填补片(网塞)                    | 3.3cm*3.9cm | 112760                                                               | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB24520 | 疝环充填补片(网塞)                    | 2.5cm*3.4cm | 112950                                                               | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB24521 | 疝环充填补片(网塞)                    | 3.3cm*3.9cm | 112960                                                               | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB24522 | 血管造影导管                        | /           | HNB5.0-NT-80-P-NS-MPA\$HNB5.0-38-65-P-2S-C1\$HNB5.0-38-65-           | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)               |      |
| QHZB24523 | 标测导管                          | /           | N5.0-35-100-P-10S-0-CSC-20\$N5.0-35-100-P-10S-PIG-CSC-               | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)               |      |
| QHZB24524 | 栓塞弹簧圈                         | /           | MWCE-35-2-3\$MWCE-35-3-3\$MWCE-35-3-4\$MWCE-35-3-5\$MWCE-            | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)               |      |
| QHZB24525 | 栓塞弹簧圈                         | /           | MWCE-35-5-12\$MWCE-35-5-15\$MWCE-38-5-15\$MWCE-35-8-                 | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)               |      |
| QHZB24526 | 引流导管                          | /           | ULT10.2-38-25-P-6S-CLM-RH\$ULT12.0-38-25-P-6S-CLM-RH                 | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)               |      |
| QHZB24527 | 集成式膜式氧合器和动脉过滤器及静脉贮血器Quadrox-i | 成人型         | VKM070000\$VKM050000\$VKM051000                                      | 德国Maquet Cardioplumony AG                  |      |
| QHZB24528 | 结扎钉                           | /           | 001200\$001201\$001204\$001205\$002200\$002204\$003200\$003204\$0042 | 美国Teleflex Medical (美国泰利福医疗)               |      |
| QHZB24639 | 腔镜下一次性切割吻合器弧形钉仓               | /           | EGIARADXT                                                            | Covidien llc                               |      |



| 流水号       | 产品名称            | 产品规格 | 产品型号                                       | 生产企业                            | 挂网企业 |
|-----------|-----------------|------|--------------------------------------------|---------------------------------|------|
| QHZB24640 | 腔镜下一次性切割吻合器弧形钉仓 | /    | EGIARADVM                                  | Covidien llc                    |      |
| QHZB24641 | 皮肤缝合器及取钉器       | /    | 54887                                      | Covidien llc                    |      |
| QHZB24642 | 生物可降解吻合环        | /    | 8886808200                                 | Covidien llc                    |      |
| QHZB24643 | 生物可降解吻合环        | /    | 8886808300                                 | Covidien llc                    |      |
| QHZB24644 | 生物可降解吻合环        | /    | 8886808400                                 | Covidien llc                    |      |
| QHZB24645 | 生物可降解吻合环        | /    | 8886808700                                 | Covidien llc                    |      |
| QHZB24646 | 生物可降解吻合环        | /    | 8886808800                                 | Covidien llc                    |      |
| QHZB24647 | 生物可降解吻合环        | /    | 8886808900                                 | Covidien llc                    |      |
| QHZB24648 | 生物可降解吻合环        | /    | 8886809000                                 | Covidien llc                    |      |
| QHZB24649 | 生物可降解吻合环        | /    | 8886809100                                 | Covidien llc                    |      |
| QHZB24650 | 生物可降解吻合环        | /    | 8886809200                                 | Covidien llc                    |      |
| QHZB25117 | 电生理电极导管         | /    | 401381\$401353\$401392<br>\$401399\$401400 | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司） |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                      | 产品型号                                                                 | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|-----------|----------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| QHZB25120 | 灌注泵管系统   | /                         | 85785                                                                | 美国Allwell Medical Corp.（美国爱尔湾生物医学公司） |      |
| QHZB25122 | 电生理电极导管  | /                         | 401970\$401973\$401974\$401975\$401971\$401972\$401977\$401976\$4016 | 美国St. Jude Medical（圣犹达医疗用品有限公司）      |      |
| QHZB25124 | 微导管      | /                         | STD125-26S<br>2.6Fr\$STD150-26S<br>2.6Fr                             | 日本Asahi Intecc Co., Ltd.             |      |
| QHZB25125 | 微导丝      | /                         | STM180-18S 0.018                                                     | 日本Asahi Intecc Co., Ltd.             |      |
| QHZB25126 | 记忆合金食道支架 | TNS-SM(F) Φ27-18-25*60mm  | TNS-SM(F) Φ27-18-25*60mm                                             | 有研亿金新材料股份有限公司                        |      |
| QHZB25127 | 记忆合金食道支架 | TNS-SM(F) Φ27-18-25*70mm  | TNS-SM(F) Φ27-18-25*70mm                                             | 有研亿金新材料股份有限公司                        |      |
| QHZB25128 | 记忆合金食道支架 | TNS-SM(F) Φ27-18-25*80mm  | TNS-SM(F) Φ27-18-25*80mm                                             | 有研亿金新材料股份有限公司                        |      |
| QHZB25129 | 记忆合金食道支架 | TNS-SM(F) Φ27-18-25*100mm | TNS-SM(F) Φ27-18-25*100mm                                            | 有研亿金新材料股份有限公司                        |      |
| QHZB25130 | 记忆合金食道支架 | TNS-SM(F) Φ27-18-25*120mm | TNS-SM(F) Φ27-18-25*120mm                                            | 有研亿金新材料股份有限公司                        |      |
| QHZB25131 | 记忆合金食道支架 | TNS-SM(F) Φ27-20-25*60mm  | TNS-SM(F) Φ27-20-25*60mm                                             | 有研亿金新材料股份有限公司                        |      |
| QHZB25132 | 记忆合金食道支架 | TNS-SM(F) Φ27-20-25*70mm  | TNS-SM(F) Φ27-20-25*70mm                                             | 有研亿金新材料股份有限公司                        |      |
| QHZB25133 | 记忆合金食道支架 | TNS-SM(F) Φ27-20-25*80mm  | TNS-SM(F) Φ27-20-25*80mm                                             | 有研亿金新材料股份有限公司                        |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                      | 产品型号                      | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|----------|---------------------------|---------------------------|---------------|------|
| QHZB25134 | 记忆合金食道支架 | TNS-SM(F) Φ27-20-25*100mm | TNS-SM(F) Φ27-20-25*100mm | 有研亿金新材料股份有限公司 |      |
| QHZB25135 | 记忆合金食道支架 | TNS-SM(F) Φ27-20-25*120mm | TNS-SM(F) Φ27-20-25*120mm | 有研亿金新材料股份有限公司 |      |
| QHZB25136 | 记忆合金食道支架 | TNS-SM(F) Φ27-20-25*140mm | TNS-SM(F) Φ27-20-25*140mm | 有研亿金新材料股份有限公司 |      |
| QHZB25137 | 记忆合金食道支架 | TNS-SM(F) Φ27-18*60mm     | TNS-SM(F) Φ27-18*60mm     | 有研亿金新材料股份有限公司 |      |
| QHZB25138 | 记忆合金食道支架 | TNS-SM(F) Φ27-18*70mm     | TNS-SM(F) Φ27-18*70mm     | 有研亿金新材料股份有限公司 |      |
| QHZB25139 | 记忆合金食道支架 | TNS-SM(F) Φ27-18*80mm     | TNS-SM(F) Φ27-18*80mm     | 有研亿金新材料股份有限公司 |      |
| QHZB25140 | 记忆合金食道支架 | TNS-SM(F) Φ27-18*100mm    | TNS-SM(F) Φ27-18*100mm    | 有研亿金新材料股份有限公司 |      |
| QHZB25141 | 记忆合金食道支架 | TNS-SM(F) Φ27-18*120mm    | TNS-SM(F) Φ27-18*120mm    | 有研亿金新材料股份有限公司 |      |
| QHZB25142 | 记忆合金食道支架 | TNS-SM(F) Φ27-18*140mm    | TNS-SM(F) Φ27-18*140mm    | 有研亿金新材料股份有限公司 |      |
| QHZB25143 | 记忆合金食道支架 | TNS-SM(F) Φ27-20*60mm     | TNS-SM(F) Φ27-20*60mm     | 有研亿金新材料股份有限公司 |      |
| QHZB25144 | 记忆合金食道支架 | TNS-SM(F) Φ27-20*70mm     | TNS-SM(F) Φ27-20*70mm     | 有研亿金新材料股份有限公司 |      |
| QHZB25145 | 记忆合金食道支架 | TNS-SM(F) Φ27-20*80mm     | TNS-SM(F) Φ27-20*80mm     | 有研亿金新材料股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称              | 产品规格                            | 产品型号                   | 生产企业             | 挂网企业 |
|-----------|-------------------|---------------------------------|------------------------|------------------|------|
| QHZB25146 | 记忆合金食道支架          | TNS-SM(F) Φ27-20*100mm          | TNS-SM(F) Φ27-20*100mm | 有研亿金新材料股份有限公司    |      |
| QHZB25147 | 记忆合金食道支架          | TNS-SM(F) Φ27-20*120mm          | TNS-SM(F) Φ27-20*120mm | 有研亿金新材料股份有限公司    |      |
| QHZB25148 | 记忆合金食道支架          | TNS-SM(F) Φ27-20*140mm          | TNS-SM(F) Φ27-20*140mm | 有研亿金新材料股份有限公司    |      |
| QHZB25149 | 股骨倒打髓内钉-尾帽(不锈钢)   | 与主钉配合使用 2 mm                    | ZSSNGG-I               | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB25150 | 股骨倒打髓内钉-尾帽(钛合金)   | 与主钉配合使用 2 mm                    | ZSSNGG-I               | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB25151 | 股骨倒打髓内钉-近端锁钉(不锈钢) | 4×30、35、40、45、50、55、60、65、70mm  | ZSSNGG-I               | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB25152 | 股骨倒打髓内钉-近端锁钉(钛合金) | 4×30、35、40、45、50、55、60、65、70mm  | ZSSNGG-I               | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB25153 | 股骨倒打髓内钉-远端锁钉(不锈钢) | 5×60、65、70、75、80、85、90、95、100mm | ZSSNGG-I               | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB25154 | 股骨倒打髓内钉-远端锁钉(钛合金) | 5×60、65、70、75、80、85、90、95、100mm | ZSSNGG-I               | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB25155 | 伽玛钉-尾帽(不锈钢)       | 与主钉配合使用 2 mm                    | ZSSNGG-II              | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB25156 | 伽玛钉-尾帽(钛合金)       | 与主钉配合使用 2 mm                    | ZSSNGG-II              | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB25157 | 伽玛钉-远端锁钉(不锈钢)     | 4×30、35、40、45、50、55、60、65、70mm  | ZSSNGG-II              | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称                  | 产品规格                                              | 产品型号      | 生产企业             | 挂网企业 |
|-----------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------|------------------|------|
| QHZB25158 | 伽玛钉-远端锁钉(钛合金)         | 4×30、35、40、45、50、55、60、65、70mm                    | ZSSNGG-II | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB25159 | 伽玛钉-近端锁钉(不锈钢)         | 7.5×60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、115、120mm | ZSSNGG-II | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB25160 | 伽玛钉-近端锁钉(钛合金)         | 7.5×60、65、70、75、80、85、90、95、100、105、110、115、120mm | ZSSNGG-II | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB25161 | 股骨交锁髓内钉-III 尾帽(钛合金)   | 与主钉配合使用 2 mm                                      | ZSSNGS    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB25162 | 股骨交锁髓内钉-III 远端锁钉(钛合金) | 4×30、35、40、45、50、55、60、65、70mm                    | ZSSNGS    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB25163 | 股骨交锁髓内钉-III 近端锁钉(钛合金) | 6.4×60、65、70、75、80、85、90、95、100mm                 | ZSSNGS    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB25164 | PFNA髓内钉-尾帽(钛合金)       | 与主钉配合使用 0 mm、 5 mm、10 mm、15 mm                    | ZSSNGP    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB25165 | PFNA髓内钉-远端锁钉(钛合金)     | 5X30、35、40、45、50、55、60、65、70、75、80mm              | ZSSNGP    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB25166 | PFNA髓内钉-螺旋刀片(钛合金)     | 10X80、85、90、95、100、105、110、115、120mm              | ZSSNGP    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB25167 | 肱骨交锁髓内钉-主钉(钛合金)       | 7、8、9X140~300mm(每间隔20mm为一规格)                      | ZSSNJG-I  | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB25168 | 肱骨交锁髓内钉-尾帽(钛合金)       | 与主钉配合使用                                           | ZSSNJG-I  | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB25169 | 肱骨交锁髓内钉-4mm全螺纹锁钉(钛合金) | 4X20~200mm                                        | ZSSNJG-I  | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称                           | 产品规格                      | 产品型号                                                               | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| QHZB25170 | 肱骨交锁髓内钉-4mm半螺纹锁钉(钛合金)          | 4X20~200mm                | ZSSNJG-I                                                           | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司        |      |
| QHZB25171 | 4.5mm松质骨螺钉-全螺纹                 | 4.5 x 6~120mm(每间隔2mm为一规格) | HBQ03 4.5                                                          | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司        |      |
| QHZB25172 | 4.5mm松质骨螺钉-全螺纹                 | 4.5 x 6~120mm(每间隔2mm为一规格) | HBQ03 4.5                                                          | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司        |      |
| QHZB25173 | 4.5mm松质骨螺钉-半螺纹                 | 4.5 x 6~120mm(每间隔2mm为一规格) | HBQ03 4.5                                                          | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司        |      |
| QHZB25174 | 4.5mm松质骨螺钉-半螺纹                 | 4.5 x 6~120mm(每间隔2mm为一规格) | HBQ03 4.5                                                          | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司        |      |
| QHZB25176 | 5.7mm 空心锁定螺钉                   | 5.7mm, 20mm-100mm         | 71828020\$71828025\$71828030\$71828035\$71828040\$71828045\$718280 | 美国 Smith & Nephew Inc   |      |
| QHZB25177 | 4.5mm 锁定自攻皮质骨螺钉                | 4.5mm, 10mm-100mm         | 71827010\$71827012\$71827014\$71827016\$71827018\$71827020\$718270 | 美国 Smith & Nephew Inc   |      |
| QHZB25183 | INTERTAN 联合交锁髓内钉               | /                         | 71675209\$71675210\$71675211\$71675212                             | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| QHZB25184 | INTERTAN 近端组合拉力螺钉              | 70mm-125mm                | 71677120\$71677125                                                 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| QHZB25186 | 4.5mm 锁定自攻皮质骨螺钉(灭菌装)           | 10mm-130mm                | 71807010\$71807012\$71807014\$71807016\$71807018\$71807020\$718070 | 美国 Smith & Nephew Inc   |      |
| QHZB25189 | 6.5mm锥形空心钉, 22mm部分螺纹, 不锈钢(灭菌装) | 60mm-130mm                | 74800060\$74800065\$74800070\$74800075\$74800080\$74800085\$748000 | 美国 Smith & Nephew Inc   |      |
| QHZB25190 | 5.7mm 空心锁定螺钉(灭菌装)              | 20mm-120mm                | 71808020\$71808025\$71808030\$71808035\$71808040\$71808045\$718080 | 美国 Smith & Nephew Inc   |      |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格       | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|-------|------------|-----------|-----------------|------|
| QHZB25292 | U型钉0° | 4. 0*25mm  | 1103-4025 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25293 | U型钉0° | 4. 5*30mm  | 1103-4530 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25294 | U型钉0° | 4. 5*35mm  | 1103-4535 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25295 | U型钉0° | 5. 0*35mm  | 1103-5035 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25296 | U型钉0° | 5. 0*40mm  | 1103-5040 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25297 | U型钉0° | 6. 0*40mm  | 1103-6040 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25298 | U型钉0° | 6. 25*45mm | 1103-6245 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25299 | U型钉0° | 6. 5*50mm  | 1103-6550 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25300 | U型钉0° | 7. 0*35mm  | 1103-7035 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25301 | U型钉0° | 7. 5*40mm  | 1103-7040 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25302 | U型钉0° | 7. 0*45mm  | 1103-7045 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25303 | 0型螺钉  | 6. 25*45mm | 1107-6245 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格       | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|------|------------|-----------|-----------------|------|
| QHZN25304 | 0型螺钉 | 6. 0*40mm  | 1107-6040 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZN25305 | 0型螺钉 | 6. 5*50mm  | 1107-6550 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZN25306 | 万向螺钉 | 4. 5*30mm  | 1106-4530 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZN25307 | 万向螺钉 | 5. 0*35mm  | 1106-5035 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZN25308 | 万向螺钉 | 6. 0*40mm  | 1106-6040 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZN25309 | 万向螺钉 | 6. 0*45mm  | 1106-6045 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZN25310 | 万向螺钉 | 6. 25*40mm | 1106-6240 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZN25311 | 万向螺钉 | 6. 25*45mm | 1106-6245 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZN25312 | 万向螺钉 | 6. 5*45mm  | 1106-6545 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZN25313 | 万向螺钉 | 6. 5*50mm  | 1106-6550 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZN25314 | 万向螺钉 | 7. 0*35mm  | 1106-7035 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZN25315 | 万向螺钉 | 7. 0*40mm  | 1106-7040 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |



| 流水号       | 产品名称 | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|------|-----------|-----------|-----------------|------|
| QHZB25316 | 万向螺钉 | 7.0*45mm  | 1106-7045 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25317 | 单型螺钉 | 6.0*35mm  | 1105-6035 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25318 | 单型螺钉 | 6.0*40mm  | 1105-6040 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25319 | 单型螺钉 | 6.0*45mm  | 1105-6045 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25320 | 单型螺钉 | 6.5*40mm  | 1105-6540 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25321 | 单型螺钉 | 6.5*45mm  | 1105-6545 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25322 | 单型螺钉 | 7.0*35mm  | 1105-7035 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25323 | 单型螺钉 | 7.0*40mm  | 1105-7040 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25324 | 单型螺钉 | 7.0*45mm  | 1105-7045 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25325 | 单型螺钉 | 6.25*40mm | 1105-6240 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25326 | 单型螺钉 | 6.25*45mm | 1105-6245 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25327 | 单型螺钉 | 6.25*50mm | 1105-6250 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格     | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|------|----------|-----------|-----------------|------|
| QHZB25328 | 单型螺钉 | 6.5*50mm | 1105-6550 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25329 | 单型螺钉 | 4.5*30mm | 1105-4530 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25330 | 单型螺钉 | 5.0*35mm | 1105-5035 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25331 | 万向螺钉 | 3.5*10mm | 1106-3510 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25332 | 万向螺钉 | 3.5*12mm | 1106-3512 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25333 | 万向螺钉 | 3.5*14mm | 1106-3514 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25334 | 万向螺钉 | 3.5*25mm | 1106-3525 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25335 | 标准螺钉 | 3.5*10mm | 1100-3510 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25336 | 标准螺钉 | 3.5*12mm | 1100-3512 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25337 | 标准螺钉 | 3.5*14mm | 1100-3514 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25338 | 标准螺钉 | 3.5*25mm | 1100-3525 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25339 | C型螺钉 | 6.0*35mm | 1109-6035 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格       | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|---------|------------|-----------|-----------------|------|
| QHZB25340 | C型螺钉    | 6. 0*40mm  | 1109-6040 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25341 | C型螺钉    | 6. 2*40mm  | 1109-6240 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25342 | C型螺钉    | 6. 2*45mm  | 1109-6245 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25343 | C型螺钉    | 6. 5*45mm  | 1109-6545 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25344 | C型螺钉    | 6. 5*50mm  | 1109-6550 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25345 | C型螺钉    | 7. 0*35mm  | 1109-7035 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25346 | C型螺钉    | 7. 0*40mm  | 1109-7040 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25347 | C型螺钉    | 7. 0*45mm  | 1109-7045 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25348 | C型螺钉    | 8. 0*40mm  | 1109-8040 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25349 | C型螺钉    | 8. 0*45mm  | 1109-8045 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25350 | C型螺钉    | 8. 0*50mm  | 1109-8050 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25351 | 角度复位钉0° | 6. 25*40mm | 1114-6240 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格       | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|---------|------------|-----------|-----------------|------|
| QHZB25352 | 角度复位钉0° | 6. 25*45mm | 1114-6245 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25353 | 角度复位钉0° | 6. 5*45mm  | 1114-6545 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25354 | 角度复位钉0° | 6. 5*50mm  | 1114-6550 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25355 | 角度复位钉0° | 7. 0*35mm  | 1114-7035 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25356 | 角度复位钉0° | 7. 0*40mm  | 1114-7040 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25357 | 角度复位钉0° | 7. 0*45mm  | 1114-7045 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25358 | 标准螺钉    | 4. 5*30mm  | 1100-4530 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25359 | 标准螺钉    | 5. 0*35mm  | 1100-5035 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25360 | 标准螺钉    | 6. 0*40mm  | 1100-6040 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25361 | 标准螺钉    | 6. 0*45mm  | 1100-6045 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25362 | 标准螺钉    | 6. 25*40mm | 1100-6240 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25363 | 标准螺钉    | 6. 25*45mm | 1100-6245 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格       | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|------|------------|-----------|-----------------|------|
| QHZB25364 | 标准螺钉 | 6. 5*45mm  | 1100-6545 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25365 | 标准螺钉 | 6. 5*50mm  | 1100-6550 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25366 | 标准螺钉 | 7. 0*35mm  | 1100-7035 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25367 | 标准螺钉 | 7. 0*40mm  | 1100-7040 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25368 | 标准螺钉 | 7. 0*45mm  | 1100-7045 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25369 | 复位钉  | 6. 0*40mm  | 1102-6040 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25370 | 复位钉  | 6. 25*40mm | 1102-6240 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25371 | 复位钉  | 6. 25*45mm | 1102-6245 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25372 | 复位钉  | 6. 5*45mm  | 1102-6545 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25373 | 复位钉  | 6. 5*50mm  | 1102-6550 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25374 | 复位钉  | 7. 0*35mm  | 1102-7035 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25375 | 复位钉  | 7. 0*40mm  | 1102-7040 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格     | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|---------|----------|-----------|-----------------|------|
| QHZB25376 | 复位钉     | 7.0*45mm | 1102-7045 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25377 | 内六角固定螺钉 | 5.0*5mm  | 1110-0550 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25378 | 内六角固定螺钉 | 6.0*6mm  | 1110-0660 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25379 | 复位杆     | 6.0*30mm | 1601-6030 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25380 | 复位杆     | 6.0*35mm | 1601-6035 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25381 | 复位杆     | 6.0*40mm | 1601-6040 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25382 | 复位杆     | 6.0*45mm | 1601-6045 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25383 | 复位杆     | 6.0*50mm | 1601-6050 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25384 | 复位杆     | 6.0*55mm | 1601-6055 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25385 | 复位杆     | 6.0*60mm | 1601-6060 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25386 | 平滑杆     | 6.0*40mm | 1600-6004 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25387 | 平滑杆     | 6.0*50mm | 1600-6005 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|--------|-----------|-----------|-----------------|------|
| QHZB25388 | 平滑杆    | 6.0*60mm  | 1600-6006 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25389 | 平滑杆    | 6.0*110mm | 1600-6011 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25390 | 螺杆     | 6.0*70mm  | 1603-6007 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25391 | 螺杆     | 6.0*80mm  | 1603-6008 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25392 | 螺杆     | 6.0*90mm  | 1603-6009 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25393 | 螺杆     | 6.0*100mm | 1603-6010 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25394 | 平滑杆    | 3.5*60mm  | 1600-3506 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25395 | 平滑杆    | 3.5*80mm  | 1600-3508 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25396 | 平滑杆    | 3.5*100mm | 1600-3510 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25397 | 平滑杆    | 3.5*120mm | 1600-3512 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25398 | 平滑杆    | 3.5*150mm | 1600-3515 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25399 | 凸面固定螺帽 | 10*6.0mm  | 1900-1060 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|------|-----------|-----------|-----------------|------|
| QHZB25400 | 平滑杆  | 5.5*40mm  | 1600-5504 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25401 | 平滑杆  | 5.5*50mm  | 1600-5505 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25402 | 平滑杆  | 5.5*60mm  | 1600-5506 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25403 | 平滑杆  | 5.5*70mm  | 1600-5507 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25404 | 平滑杆  | 5.5*80mm  | 1600-5508 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25405 | 平滑杆  | 5.5*90mm  | 1600-5509 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25406 | 平滑杆  | 5.5*100mm | 1600-5510 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25407 | 平滑杆  | 5.5*110mm | 1600-5511 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25408 | 平滑杆  | 5.5*130mm | 1600-5513 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25409 | 平滑杆  | 5.5*150mm | 1600-5515 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25410 | 平滑杆  | 5.5*170mm | 1600-5517 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25411 | 平滑杆  | 5.5*200mm | 1600-5520 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |



| 流水号       | 产品名称   | 产品规格       | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|--------|------------|-----------|-----------------|------|
| QHZB25412 | 平滑杆    | 5.5*250mm  | 1600-5525 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25413 | 平滑杆    | 5.5*300mm  | 1600-5530 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25414 | 平滑杆    | 5.5*350mm  | 1600-5535 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25415 | 凹面固定螺帽 | 8.0*5.5mm  | 1901-0855 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25416 | 凹面固定螺帽 | 5.0*3.0mm  | 1901-0530 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25417 | 凹面固定螺帽 | 10.0*5.5mm | 1901-1055 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25418 | 平面固定螺帽 | 7.0*3.5mm  | 1902-0735 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25419 | 平面固定螺帽 | 9.0*6.3mm  | 1902-0960 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25420 | 平面固定螺帽 | 10.0*4mm   | 1902-1040 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25421 | 平面固定螺帽 | 11.0*4mm   | 1902-1140 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25422 | 锁定盖    | 8*10.4mm   | 1903-0810 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25423 | 万向连结块  | 3.5*3.5mm  | 1505-0101 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格     | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|-------|----------|-----------|-----------------|------|
| QHZB25424 | 万向连接器 | 3.5*20mm | 1701-3501 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25425 | 万向连接器 | 3.5*40mm | 1701-3502 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25426 | 万向连接器 | 3.5*60mm | 1701-3503 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25427 | 万向连接器 | 5.5*20mm | 1701-5501 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25428 | 万向连接器 | 5.5*40mm | 1701-5502 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25429 | 万向连接器 | 5.5*60mm | 1701-5503 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25430 | 万向连接器 | 6.0*30mm | 1701-6001 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25431 | 万向连接器 | 6.0*40mm | 1701-6002 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25432 | 万向连接器 | 6.0*60mm | 1701-6003 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25433 | 颈椎钢板  | 26*16mm  | 1806-1626 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25434 | 颈椎钢板  | 28*16mm  | 1806-1628 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25435 | 颈椎钢板  | 30*16mm  | 1806-1630 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格    | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|------|---------|-----------|-----------------|------|
| QHZB25436 | 颈椎钢板 | 32*16mm | 1806-1632 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25437 | 颈椎钢板 | 34*16mm | 1806-1634 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25438 | 颈椎钢板 | 36*16mm | 1806-1636 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25439 | 颈椎钢板 | 38*16mm | 1806-1638 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25440 | 颈椎钢板 | 40*16mm | 1806-1640 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25441 | 颈椎钢板 | 42*16mm | 1806-1642 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25442 | 颈椎钢板 | 44*16mm | 1806-1644 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25443 | 颈椎钢板 | 46*16mm | 1806-1646 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25444 | 颈椎钢板 | 48*16mm | 1806-1648 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25445 | 颈椎钢板 | 50*16mm | 1806-1650 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25446 | 颈椎螺钉 | 4.0*6mm | 1108-4006 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |
| QHZB25447 | 颈椎螺钉 | 4.0*8mm | 1108-4008 | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称                | 产品规格                                  | 产品型号                                                              | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|-----------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| QHZB25448 | 颈椎螺钉                | 4.0*10mm                              | 1108-4010                                                         | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司                             |      |
| QHZB25449 | 颈椎螺钉                | 4.0*12mm                              | 1108-4012                                                         | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司                             |      |
| QHZB25450 | 颈椎螺钉                | 4.0*14mm                              | 1108-4014                                                         | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司                             |      |
| QHZB25451 | 颈椎螺钉                | 4.3*14mm                              | 1108-4314                                                         | 中国台湾宝楠生科技股份有限公司                             |      |
| QHZB25494 | 冠脉超声成像导管            | /                                     | H749518100(51810)                                                 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB25496 | CTO专用穿刺导丝和延长导丝      | /                                     | H749M3004C0\$H749M3012C0\$H749M3010C0                             | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB25497 | CTO专用穿透微导管          | /                                     | H749M2000C0                                                       | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| QHZB25775 | 可吸收钉修补固定器           | /                                     | ABSTACK20S                                                        | 美国 Covidien llc                             |      |
| QHZB25776 | 可吸收钉修补固定器           | /                                     | ABSTACK20                                                         | 美国 Covidien llc                             |      |
| QHZB25777 | Excelsior SL-10 微导管 | 直径:外径:2.4F/1.7F;内径:0.0165 in;长度:150CM | M0031441810\$                                                     | 美国 Stryker Neurovascular                    |      |
| QHZB25778 | Excelsior SL-10 微导管 | 直径:外径:2.6F/2.0F;内径:0.019in;长度:150CM   | M0031441890                                                       | 美国 Stryker Neurovascular                    |      |
| QHZB25789 | 弹簧圈                 | 直径2-4mm, 长度2-8mm                      | M0033432020\$M0033432030\$M0033432040\$M0033432060\$M0033433040\$ | 美国 Stryker Neurovascular                    |      |

| 流水号       | 产品名称                                  | 产品规格                                            | 产品型号                                                                       | 生产企业              | 挂网企业 |
|-----------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| QHZB25814 | 支架系统 PALMAZ BLUE Stent System(Slalom) | /                                               | PB1240PSS\$PB1250PSS\$<br>PB1260PSS\$PB1270PSS\$<br>PB1540PSS\$PB1550PSS\$ | 爱尔兰 Cordis Cashel |      |
| QHZB25836 | 颈动脉支架系统                               | 长度:30/40MM;直径:6.0mm-8.0mm/7.0mm-10.0mm;         | 1010132-30\$1010133-30\$1010132-40\$1010133-40                             | 美国Abbott Vascular |      |
| QHZB25837 | 自膨式外周支架系统(商品名:Absolute Pro)           | 导管长度:80cm/135cm;支架度:20mm/30mm/40mm/60mm/80mm/10 | 1012832-20\$1012832-30\$1012832-40\$1012832-                               | 美国Abbott Vascular |      |
| QHZB25980 | 颈椎后路螺钉                                | 5.0-96每间隔1.0毫米为一个规格                             | ZJIA                                                                       | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB25981 | 颈椎后路螺钉                                | 5.0-96每间隔1.0毫米为一个规格                             | ZJIB                                                                       | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB25982 | 颈椎后路螺钉                                | 5.0-96每间隔1.0毫米为一个规格                             | ZJIIA                                                                      | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB25983 | 颈椎后路螺钉                                | 5.0-96每间隔1.0毫米为一个规格                             | ZJIIB                                                                      | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB25984 | 颈椎前路骨板                                | 4-6孔                                            | IIIA                                                                       | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB25985 | 颈椎前路骨板                                | 8-10孔                                           | IIIA                                                                       | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB25986 | 颈椎前路骨板                                | 12孔                                             | IIIA                                                                       | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB25987 | 颈椎前路骨板                                | 4-6孔                                            | IIIC                                                                       | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB25988 | 颈椎前路骨板                                | 8-10孔                                           | IIIC                                                                       | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格                     | 产品型号  | 生产企业              | 挂网企业 |
|-----------|--------|--------------------------|-------|-------------------|------|
| QHZB25989 | 颈椎前路骨板 | 12孔                      | IIIC  | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB25990 | 颈椎前路螺钉 | 6.0-60每间隔1.0毫米为一个规格      | IIIA  | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB25991 | 颈椎前路螺钉 | 6.0-60每间隔1.0毫米为一个规格      | IIIC  | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB25992 | 滑脱棒    | L:40-160mm每间隔5mm一个规格     | CFI   | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB25993 | 提拉钉    | 直径:4.0-8.5每隔0.5mm一个规格    | CFI   | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB25994 | 套筒     | 长度:31.4±1, 直径:Φ10        | CFIII | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB25995 | 螺钉     | CFIII, 直径:20-85每隔5mm一个规格 | CFIII | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB25996 | CFII棒  | 直径:3.5                   | CFII  | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB25997 | CFII棒  | 直径:5.5                   | CFII  | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB25998 | CFII棒  | 直径:6.0                   | CFII  | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB25999 | CFII棒  | L:40-90mm                | CFII  | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26000 | CFII棒  | L:90-200mm               | CFII  | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格                   | 产品型号 | 生产企业              | 挂网企业 |
|-----------|-------|------------------------|------|-------------------|------|
| QHZB26001 | CFII棒 | L:200-560mm            | CFII | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26002 | CFII棒 | L:40-560mm             | CFII | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26003 | U型钉   | U型钉1:20-85每间隔5mm一个规格   | CFII | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26004 | U型钉   | U型钉2:20-85每间隔5mm一个规格   | CFII | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26005 | U型钉   | U型钉3:20-85每间隔5mm一个规格   | CFII | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26006 | U型钉   | U型钉4:20-85每间隔5mm一个规格   | CFII | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26007 | U型钉   | U型钉6:8-24每间隔2mm一个规格    | CFII | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26008 | U型钉   | U型钉7:8-24每间隔2mm一个规格    | CFII | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26009 | U型钉   | U型钉8:20-85每间隔5mm一个规格   | CFII | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26010 | U型钉   | U型钉9:20-85每间隔5mm一个规格   | CFII | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26011 | 脊柱钩   | 钩宽:4.0-7.5每间隔0.5mm一个规格 | CFII | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26012 | 侧接头   | L1:10-60每间隔1mm一个规格     | CFII | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                | 产品型号          | 生产企业              | 挂网企业 |
|-----------|----------|---------------------|---------------|-------------------|------|
| QHZB26013 | 连接板1     | L:35-150每间隔5mm一个规格  | CFII          | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26014 | 连接板2     | L:35-150每间隔5mm一个规格  | CFII          | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26015 | 连接钩1     | 宽5-19每间隔1mm一个规格     | CFII          | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26016 | 连接钩2     | 宽5-19每间隔1mm一个规格     | CFII          | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26017 | 连接钩3     | 钩直径3-10每间隔0.5mm一个规格 | CFII          | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26018 | 连接钩4     | 宽5-19每间隔1mm一个规格     | CFII          | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26019 | 球形螺母     | M5                  | CFI           | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26020 | 螺母       | M6*0.75             | CFIII         | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26021 | 螺塞       | B10*1.5             | CFII          | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26022 | 螺塞       | B6*0.75             | CFII          | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB26023 | 螺塞       | 方牙9*1               | CFII          | 北京市春立正达医疗器械股份有限公司 |      |
| QHZB27142 | 记忆合金胆道支架 | TNS-DΦ10*40mm       | TNS-DΦ10*40mm | 有研亿金新材料股份有限公司     |      |



| 流水号       | 产品名称                     | 产品规格          | 产品型号                                                         | 生产企业                         | 挂网企业 |
|-----------|--------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| QHZB27143 | 记忆合金胆道支架                 | TNS-DΦ10*50mm | TNS-DΦ10*50mm                                                | 有研亿金新材料股份有限公司                |      |
| QHZB27144 | 记忆合金胆道支架                 | TNS-DΦ10*60mm | TNS-DΦ10*60mm                                                | 有研亿金新材料股份有限公司                |      |
| QHZB27145 | 记忆合金胆道支架                 | TNS-DΦ10*70mm | TNS-DΦ10*70mm                                                | 有研亿金新材料股份有限公司                |      |
| QHZB27146 | 记忆合金胆道支架                 | TNS-DΦ10*80mm | TNS-DΦ10*80mm                                                | 有研亿金新材料股份有限公司                |      |
| QHZB27147 | 记忆合金胆道支架                 | TNS-DΦ8*100mm | TNS-DΦ8*100mm                                                | 有研亿金新材料股份有限公司                |      |
| QHZB27148 | 记忆合金胆道支架                 | TNS-DΦ8*40mm  | TNS-DΦ8*40mm                                                 | 有研亿金新材料股份有限公司                |      |
| QHZB27149 | 记忆合金胆道支架                 | TNS-DΦ8*50mm  | TNS-DΦ8*50mm                                                 | 有研亿金新材料股份有限公司                |      |
| QHZB27150 | 记忆合金胆道支架                 | TNS-DΦ8*60mm  | TNS-DΦ8*60mm                                                 | 有研亿金新材料股份有限公司                |      |
| QHZB27151 | 记忆合金胆道支架                 | TNS-DΦ8*70mm  | TNS-DΦ8*70mm                                                 | 有研亿金新材料股份有限公司                |      |
| QHZB27152 | 6.5mm 部分螺纹松质骨螺钉<br>(灭菌装) | 50mm-110mm    | 71808205\$71808210                                           | 美国 Smith & Nephew Inc        |      |
| QHZB27153 | 皮肤缝合器                    | 8886803712    | 8886803712                                                   | 美国 Covidien llc              |      |
| QHZB27593 | 导入器                      | /             | KSAW-6.0-38-45-RB-<br>BLKN-SI\$KSAW-7.0-38-<br>45-RB-BLKN-SI | 美国Cook Incorporated (美国库克公司) |      |

| 流水号       | 产品名称                | 产品规格                                | 产品型号                                                        | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|-----------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| QHZB27594 | 导入器                 | /                                   | KSAW-6.0-38-90-RB-SHTL-HC\$KSAW-7.0-38-90-RB-SHTL-HC\$KSAW- | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）              |      |
| QHZB27595 | 导丝                  | THSF-35-180-AUS                     | THSF-35-180-AUS                                             | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）              |      |
| QHZB27619 | 射频气化等离子手术系统         | /                                   | 7209685\$7209686                                            | 美国 Smith & Nephew Inc                    |      |
| QHZB27911 | 经颈静脉肝内穿刺器械          | RUPS-100                            | RUPS-100                                                    | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）              |      |
| QHZB28029 | 轻量大网孔疝修补平片带有钥匙孔     | 6cm*13.7m（孔直径为1cm）                  | 117015                                                      | 美国Davol Inc.，Subsidiary of C.R.Bard，Inc. |      |
| QHZB28193 | 胆道引流导管              | /                                   | ULT10.2-38-40-P-32S-CLB-RH、ULT12.0-38-40-P-32S-CLB-RH、      | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）              |      |
| QHZB28195 | 11G骨导针              | A02A                                | A02A                                                        | 美国Argon Medical Devices， Inc             |      |
| QHZB28196 | 颅内支架系统              | 支架直径2.5-4.5mm;长度：支架长度10，15，20，30mm； | /                                                           | 美国 Stryker Neurovascular                 |      |
| QHZB28198 | 拉力螺钉（不锈钢）           | 12.0 x 6~120mm（每间隔5mm为一规格）          | HBQ03 12.0                                                  | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                         |      |
| QHZB28199 | 拉力螺钉（钛合金）           | 12.0 x 6~120mm（每间隔5mm为一规格）          | HBQ03 12.0                                                  | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                         |      |
| QHZB28202 | 4.0mm松质骨螺钉-半螺纹（钛合金） | 6-120mm（每间隔5mm为一规格）                 | HBQ03 4.0                                                   | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                         |      |
| QHZB28203 | 4.0mm松质骨螺钉-半螺纹（不锈钢） | 6-120mm（每间隔5mm为一规格）                 | HBQ03 4.0                                                   | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                         |      |

| 流水号       | 产品名称          | 产品规格             | 产品型号                                                                         | 生产企业                      | 挂网企业 |
|-----------|---------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| QHZN28291 | 联机透析B干粉       | /                | HND-TDB01\$HND-DDB01                                                         | 天津市海德诺工贸有限公司              |      |
| QHZN28292 | 联机透析B干粉       | /                | HND-YA-I+HND-FB-I<br>I\$HND-YA-II+HND-FB-II<br>I\$HND-YA-III+HND-            | 天津市海德诺工贸有限公司              |      |
| QHZN28643 | 正畸托槽          | 长3mm*宽3mm*高2.5mm | 方形自锁型                                                                        | 广州欧欧医疗科技有限责任公司            |      |
| QHZN28648 | 特硬导丝          | /                | TSMG-35-260-<br>LES\$TSMG-35-300-<br>LES\$TSCMG-35-2600-                     | 库克（中国）医疗贸易有限公司            |      |
| QHZN28651 | 造影导管C2        | /                | 5F\$6F                                                                       | 美国Cordis Corporation      |      |
| QHZN28652 | 造影导管PIG       | /                | 5F\$6F                                                                       | 美国Cordis Corporation      |      |
| QHZN28653 | 造影管VER135(单弯) | /                | 5F\$6F                                                                       | 美国Cordis Corporation      |      |
| QHZN28654 | 造影导管SIM\MPA1  | /                | 5F\$6F                                                                       | 美国Cordis Corporation      |      |
| QHZN28655 | 导管鞘及穿刺套件      | /                | 8F\$11F                                                                      | 强生（上海）医疗器械有限公司            |      |
| QHZN28656 | 诊断导丝          | /                | 502524\$502536\$502522<br>\$502526\$502534\$50252<br>1\$502587\$502585\$5025 | 强生（上海）医疗器械有限公司            |      |
| QHZN28743 | 冷冻消融仪         | /                | 冷冻消融仪主机：<br>106E2 自动连结盒：<br>2037A ECG连线：2035W                                | 加拿大 Medtronic CryoCath LP |      |
| QHZN28938 | 微导管           | MC-PA2013        | 2.0F                                                                         | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）         |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格      | 产品型号  | 生产企业              | 挂网企业 |
|-----------|------|-----------|-------|-------------------|------|
| QHZB28939 | 微导管  | MC-PC2011 | 2. 0F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28940 | 微导管  | MC-PC2013 | 2. 0F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28941 | 微导管  | MC-PC2015 | 2. 0F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28942 | 微导管  | MC-PC2410 | 2. 4F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28943 | 微导管  | MC-PC2411 | 2. 4F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28944 | 微导管  | MC-PC2413 | 2. 4F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28945 | 微导管  | MC-PC2415 | 2. 4F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28946 | 微导管  | MC-PC2710 | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28947 | 微导管  | MC-PC2711 | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28948 | 微导管  | MC-PC2713 | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28949 | 微导管  | MC-PC2715 | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28950 | 微导管  | MC-PC2810 | 2. 8F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格       | 产品型号  | 生产企业              | 挂网企业 |
|-----------|------|------------|-------|-------------------|------|
| QHZB28951 | 微导管  | MC-PC2813  | 2. 8F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28952 | 微导管  | MC-PV2013  | 2. 0F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28953 | 微导管  | MC-PV2015  | 2. 0F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28954 | 微导管  | MC-CC20    | 2. 2F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28955 | 微导管  | MC-CC21    | 2. 2F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28956 | 微导管  | MC-CC23    | 2. 2F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28957 | 微导管  | MC-CC25    | 2. 2F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28958 | 微导管  | MC-PP2710C | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28959 | 微导管  | MC-PP27105 | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28960 | 微导管  | MC-PP27107 | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28961 | 微导管  | MC-PP27101 | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28962 | 微导管  | MC-PP2711C | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格       | 产品型号  | 生产企业              | 挂网企业 |
|-----------|------|------------|-------|-------------------|------|
| QHZB28963 | 微导管  | MC-PP27115 | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28964 | 微导管  | MC-PP27117 | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28965 | 微导管  | MC-PP27111 | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28966 | 微导管  | MC-PP2713C | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28967 | 微导管  | MC-PP27135 | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28968 | 微导管  | MC-PP27137 | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28969 | 微导管  | MC-PP27131 | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28970 | 微导管  | MC-PP28105 | 2. 8F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28971 | 微导管  | MC-PP28101 | 2. 8F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28972 | 微导管  | MC-PP28115 | 2. 8F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28973 | 微导管  | MC-PP28111 | 2. 8F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28974 | 微导管  | MC-PP28135 | 2. 8F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格       | 产品型号  | 生产企业              | 挂网企业 |
|-----------|------|------------|-------|-------------------|------|
| QHZB28975 | 微导管  | MC-PP28131 | 2. 8F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28976 | 微导管  | MC-PE27105 | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28977 | 微导管  | MC-PE27101 | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28978 | 微导管  | MC-PE27115 | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28979 | 微导管  | MC-PE27111 | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28980 | 微导管  | MC-PE27135 | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28981 | 微导管  | MC-PE27131 | 2. 7F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28982 | 微导管  | MC-PE28105 | 2. 8F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28983 | 微导管  | MC-PE28101 | 2. 8F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28984 | 微导管  | MC-PE28115 | 2. 8F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28985 | 微导管  | MC-PE28111 | 2. 8F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QHZB28986 | 微导管  | MC-PE28135 | 2. 8F | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格            | 产品型号      | 生产企业                                | 挂网企业 |
|-----------|---------|-----------------|-----------|-------------------------------------|------|
| QHZB28987 | 微导管     | MC-PE28131      | 2. 8F     | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）                   |      |
| QHZB28995 | 自膨式支架系统 | SERF65-08-60-80 | 8*60      | 美国ev3 Inc.（ev3 公司）                  |      |
| QHZB28996 | 自膨式支架系统 | SERF65-08-80-80 | 8*80      | 美国ev3 Inc.（ev3 公司）                  |      |
| QHZB28997 | 自膨式支架系统 | SERF65-10-60-80 | 10*60     | 美国ev3 Inc.（ev3 公司）                  |      |
| QHZB28998 | 自膨式支架系统 | SERF65-10-80-80 | 10*80     | 美国ev3 Inc.（ev3 公司）                  |      |
| QHZB28999 | 盆底脱垂补片  | 11*16cm         | G10151    | 法国 Aspide Medical                   |      |
| QHZB29000 | 盆底脱垂补片  | 5*7cm           | V511p-4C  | 法国 Aspide Medical                   |      |
| QHZB29001 | 盆底脱垂补片  | 4. 5*8cm        | V615p-4C  | 法国 Aspide Medical                   |      |
| QHZB29002 | 盆底脱垂补片  | 5*10cm          | V510p-2R  | 法国 Aspide Medical                   |      |
| QHZB29003 | 盆底脱垂补片  | 5*10cm          | V617p-2R  | 法国 Aspide Medical                   |      |
| QHZB29004 | 组织修补片   | 3*10cm          | G310-KY   | 法国 Aspide Medical                   |      |
| QHZB29008 | 硬膜修补材料  | 2. 5cm*7. 5cm   | ID-1305-I | 美国 Integra LifeSciences Corporation |      |



| 流水号       | 产品名称    | 产品规格        | 产品型号      | 生产企业                                | 挂网企业 |
|-----------|---------|-------------|-----------|-------------------------------------|------|
| QHZB29009 | 硬膜修补材料  | 7.5cm*7.5cm | ID-3305-I | 美国 Integra LifeSciences Corporation |      |
| QHZB29010 | 硬膜修补材料  | 2.5cm*2.5cm | ID-1105-I | 美国 Integra LifeSciences Corporation |      |
| QHZB29011 | 硬膜修补材料  | 5cm*5cm     | ID-2205-I | 美国 Integra LifeSciences Corporation |      |
| QHZB29012 | 人工骨修复材料 | 0.4cm3/盒    | Gr-3      | 北京奥精医药科技有限公司                        |      |
| QHZB29013 | 人工骨修复材料 | 0.6cm3/盒    | Gr-3      | 北京奥精医药科技有限公司                        |      |
| QHZB29014 | 人工骨修复材料 | 1.2cm3/盒    | Gr-3      | 北京奥精医药科技有限公司                        |      |
| QHZB29015 | 人工骨修复材料 | 1.2cm3/盒    | Co-1      | 北京奥精医药科技有限公司                        |      |
| QHZB29016 | 人工骨修复材料 | 0.9cm3/盒    | Co-4      | 北京奥精医药科技有限公司                        |      |
| QHZB29017 | 人工骨修复材料 | 0.42cm3/盒   | Co-5      | 北京奥精医药科技有限公司                        |      |
| QHZB29018 | 人工骨修复材料 | 1cm3/盒      | BL-3      | 北京奥精医药科技有限公司                        |      |
| QHZB29019 | 人工骨修复材料 | 1.5cm3/盒    | BL-5      | 北京奥精医药科技有限公司                        |      |
| QHZB29020 | 人工骨修复材料 | 2.4cm3/盒    | Re-9      | 北京奥精医药科技有限公司                        |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格        | 产品型号      | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|----------|-------------|-----------|-------------------------|------|
| QHZB29021 | 人工骨修复材料  | 3.6cm3/盒    | Re-10     | 北京奥精医药科技有限公司            |      |
| QHZB29022 | 人工骨修复材料  | 2cm3/盒      | Gr-1      | 北京奥精医药科技有限公司            |      |
| QHZB29023 | 人工骨修复材料  | 1.5cm3/盒    | Co-2      | 北京奥精医药科技有限公司            |      |
| QHZB29024 | 人工骨修复材料  | 2cm3/盒      | Re-1      | 北京奥精医药科技有限公司            |      |
| QHZB29118 | 复合疝补片    | 11×14cm     | PEP1114-0 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QHZB29119 | 复合疝补片    | 14×18cm     | PEP1418-0 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QHZB29120 | 复合疝补片    | 20×25cm     | PEP2025-0 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QHZB29121 | 复合疝补片    | 25×35cm     | PEP2535-0 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QHZB29257 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Mesh | 6000674   | 德国pfm医疗集团               |      |
| QHZB29258 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Mesh | 6000609   | 德国pfm医疗集团               |      |
| QHZB29259 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Mesh | 6000675   | 德国pfm医疗集团               |      |
| QHZB29260 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Mesh | 6000676   | 德国pfm医疗集团               |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格         | 产品型号    | 生产企业      | 挂网企业 |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|------|
| QHZB29261 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Mesh  | 6000677 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29262 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Mesh  | 6000678 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29263 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Mesh  | 6000679 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29264 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Mesh  | 6000680 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29265 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Mesh  | 6000681 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29266 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Mesh  | 6000659 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29267 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Mesh  | 6000660 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29268 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Strip | 6000532 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29269 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Strip | 6000533 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29270 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Strip | 6000534 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29271 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Strip | 6000535 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29272 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Strip | 6000536 | 德国pfm医疗集团 |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格         | 产品型号    | 生产企业      | 挂网企业 |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|------|
| QHZB29273 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Strip | 6000537 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29274 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Strip | 6000538 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29275 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Strip | 6000539 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29276 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Plug  | 6000529 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29277 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Plug  | 6000530 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29278 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Plug  | 6000531 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29279 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Plug  | 6000610 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29280 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Plug  | 6000611 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29281 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Plug  | 6000612 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29282 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Plug  | 6000613 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29283 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Plug  | 6000614 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29284 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Plug  | 6000615 | 德国pfm医疗集团 |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格           | 产品型号    | 生产企业      | 挂网企业 |
|-----------|----------|----------------|---------|-----------|------|
| QHZB29285 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Sure    | 6000540 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29286 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Sure    | 6000541 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29287 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Guard   | 6000605 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29288 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Guard   | 6000607 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29289 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Guards  | 6000525 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29290 | 钛化物聚丙烯网片 | TiLENE?Guards  | 6000527 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29300 | 钛化物聚丙烯网片 | TiL00P?Fix     | 6000521 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29301 | 钛化物聚丙烯网片 | TiL00P?Fix     | 6000522 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29304 | 钛化物聚丙烯网片 | TiL00P?Patch   | 6000485 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29305 | 钛化物聚丙烯网片 | TiL00P?Patch   | 6000514 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29307 | 钛化物聚丙烯网片 | TiL00P?Two     | 6000515 | 德国pfm医疗集团 |      |
| QHZB29310 | 钛化物聚丙烯网片 | TiL00P?Total 6 | 6000724 | 德国pfm医疗集团 |      |

| 流水号       | 产品名称              | 产品规格       | 产品型号                                                                | 生产企业                             | 挂网企业 |
|-----------|-------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| QHKB29311 | 牙齿脱敏剂             | 15g        | 凝胶剂                                                                 | 北京大清生物技术有限公司                     |      |
| QHKB29312 | 牙齿脱敏剂             | 30g        | 凝胶剂                                                                 | 北京大清生物技术有限公司                     |      |
| QHKB29313 | 牙齿脱敏剂             | 0.1g*12    | 粉剂                                                                  | 北京大清生物技术有限公司                     |      |
| QHKB29314 | 牙齿脱敏剂             | 5g         | 凝胶剂                                                                 | 北京大清生物技术有限公司                     |      |
| QHKB29315 | 牙齿脱敏剂             | 30g        | 糊剂                                                                  | 北京大清生物技术有限公司                     |      |
| QHKB29316 | 牙齿脱敏剂             | 60g        | 糊剂                                                                  | 北京大清生物技术有限公司                     |      |
| QHKB29328 | 乳房旋切穿刺针及配件        | /          | Ecp017G\$Ecp0110G\$Ecp0112G                                         | 美国 Bard Peripheral Vascular, Inc |      |
| QHKB29329 | 植入式输液港型中心静脉导管及套件  | /          | 0602180C\$0602190C\$0602210C0602230C\$0602240C\$0602260C0602270C    | 美国 Bard Access Systems, Inc.     |      |
| QHKB29330 | 耐高压输液港型中心静脉导管及附件  | /          | 8808560\$8808561\$8708560\$8708561                                  | 美国 Bard Access Systems, Inc.     |      |
| QHKB29331 | 耐高压输液港型中心静脉导管及附件  | /          | 8706060\$8706061\$8708060\$8708061\$8716000\$8716001\$8806060\$8806 | 美国 Bard Access Systems, Inc.     |      |
| QHKB29332 | 经外周插管的中心静脉导管套件及附件 | /          | 7617405\$7655405                                                    | Bard Access Systems, Inc         |      |
| QHKB29333 | 经外周置入中心静脉导管套装     | VP1.9S50-C | 1.9FX50CM, 单腔                                                       | 美国 Medical Components, Inc.      |      |

| 流水号       | 产品名称                        | 产品规格                                                                       | 产品型号                                                        | 生产企业                           | 挂网企业        |
|-----------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| QHZN29350 | 一次性使用引导管“邦特”猪尾巴引流导管组(直接穿刺型) | /                                                                          | 6fr\$7fr\$8fr\$10fr\$12fr\$14fr                             | 苏州市邦健商贸有限公司                    | 苏州市邦健商贸有限公司 |
| QHZN29351 | 等离子双极电切电凝系统                 | /                                                                          | SM10\$SM10C\$SM20\$SM20C\$SM30\$SM30C\$SM40\$SM40C          | 珠海市司迈科技有限公司                    |             |
| QHZN29529 | 颅骨固定器                       | /                                                                          | FC050200\$ FC050100\$ FC050000                              | 西班牙Neos Surgery, S.L.          |             |
| QHZN29531 | 血管造影注射套装及附件                 | /                                                                          | 针筒套装(三通): A2000                                             | 美国 ACIST Medical Systems, Inc. |             |
| QHZN29532 | 血管造影注射套装及附件                 | /                                                                          | 低压套装(压传): BT2000                                            | 美国 ACIST Medical Systems, Inc. |             |
| QHZN29533 | 血管造影注射套装及附件                 | /                                                                          | 手柄套装(环柄): ATP54                                             | 美国 ACIST Medical Systems, Inc. |             |
| QHZN29593 | 空心纤维透析器                     | /                                                                          | SUREFLUX-150G                                               | 美国 Covidien llc                |             |
| QHZN29594 | 新脉                          | 新脉直径:2.5mm;长度:9mm\$直径:2.5mm;长度:12mm\$直径:2.5mm;长度:16mm\$直径:2.5mm;长度:16mm\$直 | 2.5×9\$2.5×12\$2.5×16\$2.5×18\$2.5×20\$2.5×23\$2.75×9\$2.75 | 山东瑞安泰医疗技术有限公司                  |             |
| QHZN29608 | 牙科根管锉针                      | 板                                                                          | Beutelrock-Reamers B型扩大针 3/60(白色)                           | 德国VDWGmbH                      |             |
| QHZN29995 | 不锈钢乳牙预成冠                    | /                                                                          | D-UL-2左上                                                    | 韩国Shinhung Co., Ltd.           |             |
| QHZN29996 | 不锈钢乳牙预成冠                    | /                                                                          | D-UL-3左上                                                    | 韩国Shinhung Co., Ltd.           |             |
| QHZN29997 | 不锈钢乳牙预成冠                    | /                                                                          | D-UL-4左上                                                    | 韩国Shinhung Co., Ltd.           |             |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业                  | 挂网企业 |
|-----------|----------|------|----------|-----------------------|------|
| QHZB29998 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-UL-5左上 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB29999 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-UL-6左上 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30000 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-UL-7左上 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30001 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-UR-2右上 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30002 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-UR-3右上 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30003 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-UR-4右上 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30004 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-UR-5右上 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30005 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-UR-6右上 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30006 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-UR-7右上 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30007 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-LL-2左下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30008 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-LL-3左下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30009 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-LL-4左下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |



| 流水号       | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业                  | 挂网企业 |
|-----------|----------|------|----------|-----------------------|------|
| QHZB30010 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-LL-5左下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30011 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-LL-6左下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30012 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-LL-7左下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30013 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-LR-2右下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30014 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-LR-3右下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30015 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-LR-4右下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30016 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-LR-5右下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30017 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-LR-6右下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30018 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | D-LR-7右下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30019 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | E-UL-2左上 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30020 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | E-UL-3左上 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |
| QHZB30021 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | E-UL-4左上 | 韩国Shinhung Co. , Ltd. |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业                | 挂网企业 |
|-----------|----------|------|----------|---------------------|------|
| QHZB30022 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | E-UL-5左上 | 韩国Shinhung Co.，Ltd. |      |
| QHZB30023 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | E-UL-6左上 | 韩国Shinhung Co.，Ltd. |      |
| QHZB30024 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | E-UL-7左上 | 韩国Shinhung Co.，Ltd. |      |
| QHZB30025 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | E-UR-2右上 | 韩国Shinhung Co.，Ltd. |      |
| QHZB30026 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | E-UR-3右上 | 韩国Shinhung Co.，Ltd. |      |
| QHZB30027 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | E-UR-4右上 | 韩国Shinhung Co.，Ltd. |      |
| QHZB30028 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | E-UR-5右上 | 韩国Shinhung Co.，Ltd. |      |
| QHZB30029 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | E-UR-6右上 | 韩国Shinhung Co.，Ltd. |      |
| QHZB30030 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | E-UR-7右上 | 韩国Shinhung Co.，Ltd. |      |
| QHZB30031 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | E-LL-2左下 | 韩国Shinhung Co.，Ltd. |      |
| QHZB30032 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | E-LL-3左下 | 韩国Shinhung Co.，Ltd. |      |
| QHZB30033 | 不锈钢乳牙预成冠 | /    | E-LL-4左下 | 韩国Shinhung Co.，Ltd. |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格       | 产品型号     | 生产企业                                  | 挂网企业 |
|-----------|----------|------------|----------|---------------------------------------|------|
| QHZB30034 | 不锈钢乳牙预成冠 | /          | E-LL-5左下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd.                 |      |
| QHZB30035 | 不锈钢乳牙预成冠 | /          | E-LL-6左下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd.                 |      |
| QHZB30036 | 不锈钢乳牙预成冠 | /          | E-LL-7左下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd.                 |      |
| QHZB30037 | 不锈钢乳牙预成冠 | /          | E-LR-2右下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd.                 |      |
| QHZB30038 | 不锈钢乳牙预成冠 | /          | E-LR-3右下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd.                 |      |
| QHZB30039 | 不锈钢乳牙预成冠 | /          | E-LR-4右下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd.                 |      |
| QHZB30040 | 不锈钢乳牙预成冠 | /          | E-LR-5右下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd.                 |      |
| QHZB30041 | 不锈钢乳牙预成冠 | /          | E-LR-6右下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd.                 |      |
| QHZB30042 | 不锈钢乳牙预成冠 | /          | E-LR-7右下 | 韩国Shinhung Co. , Ltd.                 |      |
| QHZB30043 | 正畸粘接剂    | Light Bond | LBPPF    | 美国Reliance Orthodontic Products, Inc. |      |
| QHZB30044 | 正畸粘接剂    | Light Bond | LBPTF    | 美国Reliance Orthodontic Products, Inc. |      |
| QHZB30045 | 正畸粘接剂    | Light Bond | LBPSF    | 美国Reliance Orthodontic Products, Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格               | 产品型号     | 生产企业                                  | 挂网企业 |
|-----------|-------------|--------------------|----------|---------------------------------------|------|
| QHZB30046 | 光固化树脂水门汀    | Ultra Band-Lok     | UBLPP    | 美国Reliance Orthodontic Products, Inc. |      |
| QHZB30047 | 光固化树脂水门汀    | Ultra Band-Lok     | UBLBPP   | 美国Reliance Orthodontic Products, Inc. |      |
| QHZB30048 | 光固化树脂水门汀    | Ultra Band-Lok     | LLUBLP   | 美国Reliance Orthodontic Products, Inc. |      |
| QHZB30049 | 光固化树脂水门汀    | Ultra Band-Lok     | LLUBLBP  | 美国Reliance Orthodontic Products, Inc. |      |
| QHZB30050 | 光固化树脂水门汀    | Ultra Band-Lok     | UBL      | 美国Reliance Orthodontic Products, Inc. |      |
| QHZB30051 | 光固化树脂水门汀    | Ultra Band-Lok     | UBLB     | 美国Reliance Orthodontic Products, Inc. |      |
| QHZB30052 | 光固化树脂水门汀    | Ultra Band-Lok     | LLUBL    | 美国Reliance Orthodontic Products, Inc. |      |
| QHZB30053 | 光固化树脂水门汀    | Ultra Band-Lok     | LLUBLB   | 美国Reliance Orthodontic Products, Inc. |      |
| QHZB30054 | 光固化牙科粘接剂    | All Bond Universal | B-7202P  | 美国BISCO, INC.                         |      |
| QHZB30055 | 低弹性模量微粒流动树脂 | Aelit Flo          | H-671A1F | 美国BISCO, INC.                         |      |
| QHZB30056 | 低弹性模量微粒流动树脂 | Aelit Flo          | H-671A2F | 美国BISCO, INC.                         |      |
| QHZB30057 | 低弹性模量微粒流动树脂 | Aelit Flo          | H-671A3F | 美国BISCO, INC.                         |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格          | 产品型号          | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|-------------|---------------|---------------|---------------|------|
| QHZB30058 | 低弹性模量微粒流动树脂 | Aelit Flo     | H-671A35F     | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30059 | 低弹性模量微粒流动树脂 | Aelit Flo     | H-671B1F      | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30060 | 牙科液体增光剂     | Biscover LV   | G-93353P      | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30061 | 牙科液体增光剂     | Biscover LV   | G-93350K      | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30062 | 复合树脂核成形材料   | Light Core    | A-1725P       | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30063 | 复合树脂核成形材料   | Light Core    | A-1729P       | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30064 | 复合树脂核成形材料   | Light Core    | A-1727P       | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30065 | 复合树脂核成形材料   | Light Core    | A-1728P       | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30066 | 正畸粘接剂       | /             | Ortho One     | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30067 | 牙科粘结剂       | one-step      | one-step      | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30068 | 牙科粘结剂       | one-step plus | one-step plus | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30069 | 牙科粘结剂       | ALL-BOND 3    | ALL-BOND 3    | 美国BISCO, INC. |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                             | 产品型号     | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|-----------|----------------------------------|----------|---------------|------|
| QHZB30070 | 烤瓷表面处理剂   | Porcelain Repair Kit/Primer Plus | B-2221P  | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30071 | 烤瓷表面处理剂   | Porcelain Repair Kit/Primer Plus | B-2223P  | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30072 | 烤瓷表面处理剂   | Porcelain Repair Kit/Primer Plus | B-3210P  | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30073 | 烤瓷表面处理剂   | Porcelain Repair Kit/Primer Plus | B-6001P  | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30074 | 烤瓷表面处理剂   | Porcelain Repair Kit/Primer Plus | B-6002P  | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30075 | 光固化护髓垫底材料 | TheraCal LC                      | H-33014P | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30076 | 光固化护髓垫底材料 | TheraCal LC                      | H-3301P  | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30077 | 玻璃纤维桩     | Class fiber Post                 | X-81521P | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30078 | 玻璃纤维桩     | Class fiber Post                 | X-81522P | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30079 | 玻璃纤维桩     | Class fiber Post                 | X-81523P | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30080 | 纤维桩(玻璃)   | DT Light-Post                    | X-80746P | 美国BISCO, INC. |      |
| QHZB30081 | 纤维桩(玻璃)   | fiber Post                       | X-80751P | 美国BISCO, INC. |      |

| 流水号       | 产品名称                | 产品规格                                 | 产品型号                                                               | 生产企业               | 挂网企业 |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------|
| QHZB30082 | 纤维桩(玻璃)             | fiber Post                           | X-80752P                                                           | 美国BISCO, INC.      |      |
| QHZB30083 | 纤维桩                 | fiber Post                           | X-80753P                                                           | 美国BISCO, INC.      |      |
| QHZB30111 | 一次性使用内镜专用粒子推注器      | GIE150型                              | RC                                                                 | 山东创新医疗器械科技有限公司     |      |
| QHZB30112 | 一次性使用内镜专用粒子推注器      | GIE180型                              | RC                                                                 | 山东创新医疗器械科技有限公司     |      |
| QHZB30113 | Tropicalgin 三色龙藻酸盐  | 453 克/袋 12袋/箱                        | Tropicalgin                                                        | 意大利 Zhermack S.P.A |      |
| QHZB30114 | Phase Plus 变色龙藻酸盐   | 453 克/袋 12袋/箱                        | Phase Plus                                                         | 意大利 Zhermack S.P.A |      |
| QHZB30115 | Orthoprint 正畸专用藻酸盐  | 500 克/袋 12袋/箱                        | Orthoprint                                                         | 意大利 Zhermack S.P.A |      |
| QHZB30116 | Neocolloid 超高精度藻酸盐  | 500 克/袋 12袋/箱                        | Neocolloid                                                         | 意大利 Zhermack S.P.A |      |
| QHZB30117 | 加成硅橡胶牙合记录材料 咬颌记录硅橡胶 | 2×50ml 12个混合头                        | Occlufast Rock                                                     | 意大利 Zhermack S.P.A |      |
| QHZB30133 | 导引导丝                | 长度:190/300CM;直径: 外径:0.014”(0.36mm);  | 1005351H\$1005351HJ\$1005353H\$1005353HJ\$1005357H\$1005357HJ\$100 | 美国Abbott Vascular  |      |
| QHZB30134 | 导引导丝                | 长度:190/300CM;直径: 外径:0.014’ (0.36mm); | 1011834H\$1011834HJ\$1011835H\$1011835HJ                           | 美国Abbott Vascular  |      |
| QHZB30180 | 空心纤维透析器             | /                                    | 130G                                                               | ニプロ株式会社            |      |

| 流水号       | 产品名称                                  | 产品规格                                                                                                         | 产品型号               | 生产企业                      | 挂网企业           |
|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| QHZB30183 | 一次性使用血液透析导管包                          | /                                                                                                            | 8888135241         | 美国 Covidien llc           |                |
| QHZB30184 | 体外循环套包                                | /                                                                                                            | BE-PLS2050         | 德国Maquet Cardioplumony AG |                |
| QHZB30201 | 脊柱内固定器 钉棒系统 侧向连接块 (Adena 55)          | 10\$11\$18\$19                                                                                               | V型 (RSSI型) 侧向连接块   | 上海三友医疗器械有限公司              |                |
| QHZB30202 | 脊柱内固定器 钉棒系统 侧向连接块 (Adena 635)         | 10\$11\$18\$19                                                                                               | V型 (RSSVI型)        | 上海三友医疗器械有限公司              |                |
| QHZB30203 | 脊柱内固定器 钉棒系统 侧向连接块 (Cervrina)          | 10\$13                                                                                                       | V型 (RSSV型)-2       | 上海三友医疗器械有限公司              |                |
| QHZB3021  | 肠梗阻导管套件                               | 16SBR\$16DBR                                                                                                 | /                  | 大连库利艾特医疗制品有限公司            | 大连库利艾特医疗制品有限公司 |
| QHZB30258 | 脊柱内固定器 钉棒系统 多轴复位螺钉 (Cervrina)         | 3. 5*15\$3. 5*16\$3. 5*18\$3. 5*20\$3. 5*22\$3. 5*23\$3. 5*24\$3. 5*25\$3. 5*26\$3. 5*27\$3. 5*28\$3. 5*29\$ | V型 (RSSV型)-2多轴复位螺钉 | 上海三友医疗器械有限公司              |                |
| QHZB30259 | 脊柱内固定器 钉棒系统 多轴螺钉 (Cervrina)           | 3. 5*15\$3. 5*16\$3. 5*18\$3. 5*20\$3. 5*22\$3. 5*23\$3. 5*24\$3. 5*25\$3. 5*26\$3. 5*27\$3. 5*28\$3. 5*29\$ | V型 (RSSV型)-2多轴复位螺钉 | 上海三友医疗器械有限公司              |                |
| QHZB30260 | 脊柱内固定器 钉棒系统 多米诺连接头 (Cervrina)         | 3. 5-5. 5轴型\$3. 5-4. 5轴型\$3. 5-5. 5方型\$3. 5-4. 5方型\$3. 5-5. 5三角形\$3. 5-4. 5三角形                               | V型 (RSSV型)-2       | 上海三友医疗器械有限公司              |                |
| QHZB30261 | 脊柱内固定器 钉棒系统 多轴复位螺钉 (Adena 55 单平面复位螺钉) | 3. 6*20-55\$4. 1*20-55\$4. 6*20-55\$5. 1*20-55\$5. 6*20-55\$6. 1*20-55\$6. 6*20-                             | V型 (RSSI型) 多轴螺钉    | 上海三友医疗器械有限公司              |                |
| QHZB30262 | 脊柱内固定器 钉棒系统 多轴螺钉 (Adena 55 单平面螺钉)     | 3. 6*20-55\$4. 1*20-55\$4. 6*20-55\$5. 1*20-55\$5. 6*20-55\$6. 1*20-55\$6. 6*20-                             | V型 (RSSI型) 多轴螺钉    | 上海三友医疗器械有限公司              |                |
| QHZB30320 | 脊柱内固定器 钉棒系统 横连器 (Cervrina 横连接板)       | 37\$45\$53\$61                                                                                               | V型 (RSSV型)-2       | 上海三友医疗器械有限公司              |                |



| 流水号       | 产品名称                           | 产品规格                                                                                             | 产品型号                 | 生产企业         | 挂网企业 |
|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------|
| QHZB30321 | 脊柱内固定器 钉棒系统 横连器 (Cervrina)     | 38\$46\$54\$62                                                                                   | V型 (RSSV型)-2         | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30324 | 脊柱内固定器 钉棒系统 固定螺钉 (Cervrina)    | 4.0*15\$4.0*16\$4.0*18\$4.0*20\$4.0*22\$4.0*24\$4.0*26\$4.5*15\$4.5*16\$4.5*18\$4.5*20\$4.5*22\$ | V型 (RSSV型)-2固定螺钉     | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30325 | 脊柱内固定器 钉棒系统 多轴复位螺钉 (LumFix)    | 4.0*20-55\$4.5*20-55\$5.0*20-55\$5.5*20-55\$6.0*20-55\$6.5*20-55\$7.0*20-                        | V型 (RSS II 型) 多轴复位螺钉 | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30326 | 脊柱内固定器 钉棒系统 多轴螺钉 (LumFix)      | 4.0*20-55\$4.5*20-55\$5.0*20-55\$5.5*20-55\$6.0*20-55\$6.5*20-55\$7.0*20-                        | V型 (RSS II 型) 多轴螺钉   | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30327 | 脊柱内固定器 钉棒系统 固定复位螺钉 (LumFix)    | 4.0*20-55\$4.5*20-55\$5.0*20-55\$5.5*20-55\$6.0*20-55\$6.5*20-55\$7.0*20-                        | V型 (RSS II 型) 固定复位螺钉 | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30328 | 脊柱内固定器 钉棒系统 固定螺钉 (LumFix)      | 4.0*20-55\$4.5*20-55\$5.0*20-55\$5.5*20-55\$6.0*20-55\$6.5*20-55\$7.0*20-                        | V型 (RSS II 型) 固定螺钉   | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30329 | 脊柱内固定器 钉棒系统 多轴复位螺钉 (Adena 45)  | 4.1*20-50\$4.6*20-50\$5.1*20-50\$5.6*20-50\$6.1*20-50\$6.6*20-50                                 | V型 (RSSVI型) 多轴复位螺    | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30330 | 脊柱内固定器 钉棒系统 多轴螺钉 (Adena 45)    | 4.1*20-50\$4.6*20-50\$5.1*20-50\$5.6*20-50\$6.1*20-50\$6.6*20-50                                 | V型 (RSSVI型) 多轴螺钉     | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30331 | 脊柱内固定器 钉棒系统 固定复位螺钉 (Adena 45)  | 4.1*20-50\$4.6*20-50\$5.1*20-50\$5.6*20-50\$6.1*20-50\$6.6*20-50                                 | V型 (RSSVI型) 固定复位螺    | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30332 | 脊柱内固定器 钉棒系统 固定螺钉 (Adena 45)    | 4.1*20-50\$4.6*20-50\$5.1*20-50\$5.6*20-50\$6.1*20-50\$6.6*20-50                                 | V型 (RSSVI型)          | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30333 | 脊柱内固定器 钉棒系统 多轴复位螺钉 (Adena 55)  | 4.5*20-55\$5.0*20-55\$5.5*20-55\$6.0*20-55\$6.5*20-55\$7.0*20-55\$7.5*20-55                      | V型 (RSSI型) 多轴复位螺钉    | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30334 | 脊柱内固定器 钉棒系统 多轴复位螺钉 (Adena 635) | 4.5*20-55\$5.0*20-55\$5.5*20-55\$6.0*20-55\$6.5*20-55\$7.0*20-55\$7.5*20-55                      | V型 (RSSVI型) 多轴复位螺    | 上海三友医疗器械有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称                                 | 产品规格                                                                                                         | 产品型号              | 生产企业         | 挂网企业 |
|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|------|
| QHZB30335 | 脊柱内固定器 钉棒系统 多轴螺钉 (Adena 55)          | 4. 5*20-55\$5. 0*20-55\$5. 5*20-55\$6. 0*20-55\$6. 5*20-55\$7. 0*20-55\$7. 5*20-55                           | V型 (RSSI型) 多轴螺钉   | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30336 | 脊柱内固定器 钉棒系统 多轴螺钉 (Adena 635)         | 4. 5*20-55\$5. 0*20-55\$5. 5*20-55\$6. 0*20-55\$6. 5*20-55\$7. 0*20-55\$7. 5*20-55                           | V型 (RSSVI型) 多轴螺钉  | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30337 | 脊柱内固定器 钉棒系统 固定复位螺钉 (Adena 55)        | 4. 5*20-55\$5. 0*20-55\$5. 5*20-55\$6. 0*20-55\$6. 5*20-55\$7. 0*20-55\$7. 5*20-55                           | V型 (RSSI型) 固定复位螺钉 | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30338 | 脊柱内固定器 钉棒系统 固定复位螺钉 (Adena 635)       | 4. 5*20-55\$5. 0*20-55\$5. 5*20-55\$6. 0*20-55\$6. 5*20-55\$7. 0*20-55\$7. 5*20-55                           | V型 (RSSVI型) 固定复位螺 | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30339 | 脊柱内固定器 钉棒系统 固定螺钉 (Adena 55)          | 4. 5*20-55\$5. 0*20-55\$5. 5*20-55\$6. 0*20-55\$6. 5*20-55\$7. 0*20-55\$7. 5*20-55                           | V型 (RSSI型) 固定螺钉   | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30340 | 脊柱内固定器 钉棒系统 固定螺钉 (Adena 635)         | 4. 5*20-55\$5. 0*20-55\$5. 5*20-55\$6. 0*20-55\$6. 5*20-55\$7. 0*20-55\$7. 5*20-55                           | V型 (RSSVI型) 固定螺钉  | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30361 | 脊柱内固定器 钉棒系统 侧向连接块 (Adena IS)         | 40\$45\$50\$55\$60\$65\$70\$75                                                                               | V型 (RSSVI型)       | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30399 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒 (Adena 55)             | 5. 5*110\$5. 5*120\$5. 5*130                                                                                 | V型 (RSSI型)        | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30400 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒 (Adena 55)             | 5. 5*140\$5. 5*150                                                                                           | V型 (RSSI型)        | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30401 | 脊柱内固定器 钉棒系统 提拉钉 (Adena 55 万向复位双头螺钉)  | 5. 5*35\$5. 5*40\$5. 5*45\$5. 6*35\$5. 6*40\$5. 6*45\$6. 0*35\$6. 0*40\$6. 0*45\$6. 1*35\$6. 1*40\$6. 1*45\$ | V型 (RSSI型)        | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30402 | 脊柱内固定器 钉棒系统 提拉钉 (Adena 635 万向复位双头螺钉) | 5. 5*35\$5. 5*40\$5. 5*45\$5. 6*35\$5. 6*40\$5. 6*45\$6. 0*35\$6. 0*40\$6. 0*45\$6. 1*35\$6. 1*40\$6. 1*45\$ | V型 (RSSVI型) 提拉钉   | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30403 | 脊柱内固定器 钉棒系统 多轴复位螺钉 (Adena IS)        | 5. 5*41\$5. 5*42\$5. 5*43\$6. 5*44\$6. 5*46\$6. 5*47\$7. 5*48\$7. 5*49\$7. 5*51\$7. 5*52\$7. 5*53\$7. 5*54   | V型 (RSSVI型) 多轴复位螺 | 上海三友医疗器械有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称                                 | 产品规格                                                                                                     | 产品型号           | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------|
| QHZB30404 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒<br>(Adena 55)          | 5.5*55\$5.5*60\$5.5*65\$5.5*70\$<br>5.5*75\$5.5*80\$5.5*85\$5.5*90\$                                     | V型(RSSI型)      | 上海三友医疗器械有限公司   |      |
| QHZB30405 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒<br>(Adena 55)          | 5.5*95\$5.5*100                                                                                          | V型(RSSI型)      | 上海三友医疗器械有限公司   |      |
| QHZB30406 | 脊柱内固定器 钉棒系统 固定螺钉<br>(Adena 55 双头螺钉)  | 5.7*35\$5.7*40\$5.7*45\$5.8*35\$<br>5.8*40\$5.8*45\$6.2*35\$6.2*40\$<br>6.2*45\$6.3*35\$6.3*40\$6.3*45\$ | V型(RSSI型)固定螺钉  | 上海三友医疗器械有限公司   |      |
| QHZB30407 | 脊柱内固定器 钉棒系统 固定螺钉<br>(Adena 635 双头螺钉) | 5.7*35\$5.7*40\$5.7*45\$5.8*35\$<br>5.8*40\$5.8*45\$6.2*35\$6.2*40\$<br>6.2*45\$6.3*35\$6.3*40\$6.3*45\$ | V型(RSSVI型)固定螺钉 | 上海三友医疗器械有限公司   |      |
| QHZB30430 | 脊柱内固定器 钉棒系统 横连器<br>(LumFix)          | 55\$60\$65\$70\$75\$80                                                                                   | V型(RSS II型)    | 上海三友医疗器械有限公司   |      |
| QHZB30432 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒<br>(LumFix)            | 6.0*95\$6.0*105\$6.0*110                                                                                 | V型(RSS II型)    | 上海三友医疗器械有限公司   |      |
| QHZB30433 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒<br>(Adena 635)         | 6.35*110\$6.35*120\$6.35*130                                                                             | V型(RSSVI型)     | 上海三友医疗器械有限公司   |      |
| QHZB30434 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒<br>(Adena 635)         | 6.35*140\$6.35*150                                                                                       | V型(RSSVI型)     | 上海三友医疗器械有限公司   |      |
| QHZB30435 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒<br>(Adena 635)         | 6.35*55\$6.35*60\$6.35*65\$6.35*<br>70\$6.35*75\$6.35*80\$6.35*85\$<br>6.35*90                           | V型(RSSVI型)     | 上海三友医疗器械有限公司   |      |
| QHZB30436 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒<br>(Adena 635)         | 6.35*95\$6.35*100                                                                                        | V型(RSSVI型)     | 上海三友医疗器械有限公司   |      |
| QHZB3047  | 手休息位托                                | 3.2mm(1%网孔)(左手中号)                                                                                        | A401-3KS       | 广州科莱瑞迪医疗器械有限公司 |      |
| QHZB3048  | 手功能位托                                | 3.2mm(1%网孔)(左手中号)                                                                                        | A402-3KS       | 广州科莱瑞迪医疗器械有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称                        | 产品规格                                                   | 产品型号             | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|------|
| QHZB3049  | 球形手托                        | 3.2mm（1%网孔）（左手中号）                                      | A403-3KS         | 广州科莱瑞迪医疗器械有限公司 |      |
| QHZB3050  | 前臂中立位托                      | 3.2mm（1%网孔）（左手中号）                                      | A404-3KS         | 广州科莱瑞迪医疗器械有限公司 |      |
| QHZB3051  | 分指托                         | 3.2mm（1%网孔）（左手中号）                                      | A405-3KS         | 广州科莱瑞迪医疗器械有限公司 |      |
| QHZB30512 | 脊柱内固定器 钉棒系统 螺塞 (LumFix)     | 6                                                      | V型 (RSS II 型) 螺塞 | 上海三友医疗器械有限公司   |      |
| QHZB30513 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒 (LumFix)      | 6.0*250                                                | V型 (RSS II 型)    | 上海三友医疗器械有限公司   |      |
| QHZB30514 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒 (LumFix)      | 6.0*50\$6.0*55\$6.0*60\$6.0*65\$6.0*70\$6.0*75\$6.0*85 | V型 (RSS II 型)    | 上海三友医疗器械有限公司   |      |
| QHZB30515 | 脊柱内固定器 钉棒系统 自断螺塞 (Adena 55) | 5.5                                                    | V型 (RSSI型) 自断螺塞  | 上海三友医疗器械有限公司   |      |
| QHZB30516 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒 (Adena 55)    | 5.5*250                                                | V型 (RSSI型)       | 上海三友医疗器械有限公司   |      |
| QHZB30517 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒 (Adena 55)    | V型 (RSSI型) 5.5*500                                     | V型 (RSSI型)       | 上海三友医疗器械有限公司   |      |
| QHZB30518 | 脊柱内固定器 钉棒系统 螺母 (Adena 45)   | /                                                      | V型 (RSSVI型)      | 上海三友医疗器械有限公司   |      |
| QHZB30519 | 脊柱内固定器 钉棒系统 螺塞 (Adena 1S)   | V型 (RSSVI型)                                            | V型 (RSSVI型)      | 上海三友医疗器械有限公司   |      |
| QHZB3052  | 脚托                          | 3.2mm（部分孔）（大号）                                         | L3011-KSL        | 广州科莱瑞迪医疗器械有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称                             | 产品规格                                                                                             | 产品型号             | 生产企业         | 挂网企业 |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|------|
| QHKB30520 | 脊柱内固定器 钉棒系统 自<br>断螺塞 (Adena 635) | /                                                                                                | V型 (RSSVI型) 自断螺塞 | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHKB30521 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒<br>(Adena 45)      | 4. 5*250                                                                                         | V型 (RSSVI型)      | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHKB30522 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒<br>(Adena 45)      | 4. 5*400                                                                                         | V型 (RSSVI型)      | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHKB30523 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒<br>(Adena 635)     | 6. 35*50                                                                                         | V型 (RSSVI型)      | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHKB30524 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒<br>(Adena 635)     | 6. 35*250                                                                                        | V型 (RSSVI型)      | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHKB30525 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒<br>(Adena 635)     | 6. 35*500                                                                                        | V型 (RSSVI型)      | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHKB30526 | 脊柱内固定器 钉棒系统 螺<br>塞 (Cervrina)    | 3. 5                                                                                             | V型 (RSSV型) -2螺塞  | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHKB30527 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒<br>(Cervrina)      | 3. 5*80                                                                                          | V型 (RSSV型) -2    | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHKB30528 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒<br>(Cervrina)      | 3. 5*120                                                                                         | V型 (RSSV型) -2    | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHKB30529 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒<br>(Cervrina)      | 3. 5*200                                                                                         | V型 (RSSV型) -2    | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHKB30530 | 脊柱内固定器 钉棒系统 棒<br>(Cervrina)      | 3. 5*240                                                                                         | V型 (RSSV型) -2    | 上海三友医疗器械有限公司 |      |
| QHKB30531 | 脊柱内固定器 钉棒系统 提<br>拉钉 (Cervrina)   | 3. 5X26\$3. 5X30\$3. 5X34\$3. 5X38\$<br>3. 5X40\$4. 0X26\$4. 0X30\$4. 0X34\$<br>4. 0X38\$4. 0X40 | V型 (RSSV型) -2提拉钉 | 上海三友医疗器械有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称                         | 产品规格          | 产品型号         | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|-----------|------------------------------|---------------|--------------|---------------------------------------------|------|
| QHKB30532 | 脊柱内固定器 钉棒系统 可调连接块 (Cervrina) | 大             | V型 (RSSV型)-2 | 上海三友医疗器械有限公司                                |      |
| QHKB30533 | 脊柱内固定器 钉棒系统 可调连接块 (Cervrina) | 小             | V型 (RSSV型)-2 | 上海三友医疗器械有限公司                                |      |
| QHKB30552 | 脊柱内固定器 钉棒系统 横连器 (T-Link)     | /             | IV型 (RF-1)   | 上海三友医疗器械有限公司                                |      |
| QHKB30641 | 生物可吸收性涂层疝补片                  | 直径7.6cm       | 5950010      | 美国Davol Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHKB30642 | 生物可吸收性涂层疝补片                  | 直径11.4cm      | 5950020      | 美国Davol Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHKB30643 | 生物可吸收性涂层疝补片                  | 8.0cm*12.0cm  | 5950030      | 美国Davol Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHKB30644 | 生物可吸收性涂层疝补片                  | 11.0cm*14.0cm | 5950040      | 美国Davol Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHKB30645 | 生物可吸收性涂层疝补片                  | 13.8cm17.8cm  | 5950050      | 美国Davol Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHKB30646 | 生物可吸收性涂层疝补片                  | 15.5cm25.7cm  | 5950060      | 美国Davol Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHKB30647 | 生物可吸收性涂层疝补片                  | 19.6cm*24.6cm | 5950070      | 美国Davol Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHKB30648 | 生物可吸收性涂层疝补片                  | 22.1cm*27.1cm | 5950080      | 美国Davol Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHKB30649 | 生物可吸收性涂层疝补片                  | 27.4cm*34.9cm | 5950090      | 美国Davol Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格            | 产品型号                                                   | 生产企业                        | 挂网企业 |
|-----------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| QHZB30650 | 子宫颈扩张球囊     | /               | J-CRBS-184000                                          | 美国Cook Incorporated（美国库克公司） |      |
| QHZB30651 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 | 50ml /支         | Swiss TecA-Silicone<br>light body A-型硅橡胶<br>细部印模材 3型 低 | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |
| QHZB30652 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 | 300ml/桶或150ml/桶 | Swiss TecA-Silicone<br>light body A-型硅橡胶<br>细部印模材 0型 极 | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |
| QHZB30653 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 | 300ml/桶或150ml/桶 | 催化剂 浅灰色                                                | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |
| QHZB30654 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 | /               | AFFINIS regular<br>body(常规型硅橡胶细<br>部印模材)\$AFFINIS      | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |
| QHZB30655 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 | 900ml/桶         | Rapid Soft硅橡胶基底<br>印模材基质                               | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |
| QHZB30656 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 | 40ml/支          | Rapid Activator硅橡胶<br>基底印模材催化剂                         | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |
| QHZB30657 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 | 150ml/瓶         | Rapid Liner硅橡胶细<br>部印模材基质                              | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |
| QHZB30658 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 | 18ml/瓶          | Rapid Liner<br>Activator硅橡胶细部<br>印模催化剂                 | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |
| QHZB30659 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 | 910ml/桶         | Speedex Putty硅橡胶<br>基底印模材基质                            | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |
| QHZB30660 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 | 140ml/支         | Speedex light body硅<br>橡胶细部印模材基质                       | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |
| QHZB30661 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 | 140ml/支         | Speedex medium硅橡胶<br>印模材基质                             | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格           | 产品型号                                   | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|-------------|----------------|----------------------------------------|------------------------|------|
| QHZB30662 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 | 60ml/支         | Speedex Universal Activator硅橡胶印模材通用催化剂 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30663 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 | 300ml/桶        | Affinis putty super soft硅橡胶超柔软基底印模材    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30664 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 | 50ml/支 25ml/支  | Affinis precious light body硅橡胶细部印模材    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30665 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 | 50ml/支 25ml/支  | Affinis precious regular body硅橡胶细部印模材  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30666 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 | 75ml/支 380ml/支 | Affinis heavy body重型硅橡胶交基底印模材          | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30667 | 牙科硅橡胶弹性印模材料 | 75ml/支 380ml/支 | Affinis Monobody 单一体型硅橡胶印模材            | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30668 | 牙用输送器       | 40 Pcs         | Universal Mixing Tips                  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30669 | 牙用输送器       | 100 Pcs        | Universal Mixing Tips                  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30670 | 牙用输送器       | 40 Pcs         | Mixing Tips Turquoise                  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30671 | 牙用输送器       | 100 Pcs        | Oral Tips Yellow                       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30672 | 牙用输送器       | 100 Pcs        | Spreader Tips                          | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30673 | 牙用输送器       | 40 Pcs         | Mixing Tips Short Super Fine           | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |



| 流水号       | 产品名称         | 产品规格    | 产品型号                                                     | 生产企业                              | 挂网企业 |
|-----------|--------------|---------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| QHZB30674 | 牙用输送器        | 40 Pcs  | Mixing Tips Short Fine                                   | 瑞士Coltene/Whaledent AG            |      |
| QHZB30675 | 牙用输送器        | 40 Pcs  | Mixing Tips Yellow                                       | 瑞士Coltene/Whaledent AG            |      |
| QHZB30676 | 牙用输送器        | 100 Pcs | Oral Tips                                                | 瑞士Coltene/Whaledent AG            |      |
| QHZB30677 | 牙用输送器        | 40 Pcs  | Dynamic Mixing Tips Yellow                               | 瑞士Coltene/Whaledent AG            |      |
| QHZB30678 | 牙用输送器        | 40 Pcs  | Mixing Tips Blue pointed                                 | 瑞士Coltene/Whaledent AG            |      |
| QHZB30679 | 牙用输送器        | 40 Pcs  | Mixing Tips Brown pointed                                | 瑞士Coltene/Whaledent AG            |      |
| QHZB30680 | 牙用输送器        | 40 Pcs  | Mixing Tips Brown long fine                              | 瑞士Coltene/Whaledent AG            |      |
| QHZB30681 | 牙科咬合记录硅橡胶印模材 | /       | /                                                        | 瑞士Coltene/Whaledent AG            |      |
| QHZB30682 | 咬合纸          | 300片/盒  | HANEL Articulating paper 200u 18mm*50mm<br>I型 2面红; 2面蓝   | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30683 | 咬合纸          | 72片/盒   | HANEL Articulating paper 80u 18mm*50mm<br>U型 2面蓝; 蓝 & 红  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30684 | 咬合纸          | 144片/盒  | HANEL Articulating paper 80u 18mm*50mm<br>C型 2面蓝, 蓝 & 红  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30685 | 咬合纸          | 144片/盒  | HANEL Articulating paper 80u 20mm*105mm<br>I型 2面蓝; 蓝 & 红 | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |

| 流水号       | 产品名称                             | 产品规格   | 产品型号                                                     | 生产企业                              | 挂网企业 |
|-----------|----------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| QHZB30686 | 咬合纸                              | 72片/盒  | HANEL Articulating paper 40u 20mm*105mm<br>U型 2面红, 2面蓝   | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30687 | 咬合纸                              | 120片/盒 | HANEL Articulating paper 40u 22mm*110mm<br>条型 2面蓝, 2面红 蓝 | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30688 | 咬合纸                              | 15米    | HANEL Articulating paper 40u 22mm*15mm<br>卷型 2面蓝; 2面红    | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30689 | 咬合纸                              | 25米    | HANEL Occlusion Foil 12u 80mm*25mm 卷型 2面蓝; 2面黑 ; 2面      | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30690 | 咬合纸                              | 25米    | HANEL Occlusion Foil 12u 22mm*25mm 卷型 2面蓝; 2面黑 ; 2面      | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30691 | 咬合纸                              | 5米     | HANEL Shimstock foil 8u 8mm*5mm 卷型 无颜色                   | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30692 | 复合树脂桩核材料Dual-Cure Core Materials | 5ml/支  | ParaCore                                                 | 瑞士Coltene/Whaledent AG            |      |
| QHZB30693 | 化学固化粘接剂                          | 3ml/瓶  | 粘接剂A\$粘接剂B\$非冲洗处理剂                                       | 瑞士Coltene/Whaledent AG            |      |
| QHZB30694 | 玻璃纤维根管桩                          | 3      | ParaPost Fiber Lux 直径0.90 mm 长度14mm 褐色                   | 美国Coltene/Whaledent Inc.          |      |
| QHZB30695 | 玻璃纤维根管桩                          | 4      | ParaPost Fiber Lux 直径1.0 0mm 长度14 mm 黄色                  | 美国Coltene/Whaledent Inc.          |      |
| QHZB30696 | 玻璃纤维根管桩                          | 4.5    | ParaPost Fiber Lux 直径1.14mm 长度14 mm 蓝色                   | 美国Coltene/Whaledent Inc.          |      |
| QHZB30697 | 玻璃纤维根管桩                          | 5      | ParaPost Fiber Lux 直径1.25mm 长度14 mm 红色                   | 美国Coltene/Whaledent Inc.          |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格 | 产品型号                                         | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|-------------|------|----------------------------------------------|--------------------------|------|
| QHZB30698 | 玻璃纤维根管桩     | 5.5  | ParaPost Fiber Lux<br>直径1.40mm 长度14 mm<br>紫色 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30699 | 玻璃纤维根管桩     | 6    | ParaPost Fiber Lux<br>直径1.50mm 长度14 mm<br>黑色 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30700 | 玻璃纤维根管桩     | 4.5  | ParaPost Taper Lux<br>直径1.14mm 长度16 mm<br>蓝色 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30701 | 玻璃纤维根管桩     | 5    | ParaPost Taper Lux<br>直径1.25mm 长度16 mm<br>红色 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30702 | 玻璃纤维根管桩     | 5.5  | ParaPost Taper Lux<br>直径1.40mm 长度16 mm<br>紫色 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30703 | 玻璃纤维根管桩     | 6    | ParaPost Taper Lux<br>直径1.50mm 长度16 mm<br>黑色 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30704 | 玻璃纤维复合树脂根管桩 | /    | TFT 11\$TFT 13\$TFT 15                       | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30705 | 预成根管桩系统     | 3    | PDMT 直径0.9 褐色                                | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30706 | 预成根管桩系统     | 4    | PDMT 直径1.00 黄色                               | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30707 | 预成根管桩系统     | 5    | PDMT 直径1.25 红色                               | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30708 | 预成根管桩系统     | 6    | PDMT 直径1.50 黑色                               | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30709 | 预成根管桩系统     | 7    | PDMT 直径1.75 绿色                               | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号                                      | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|------------|------|-------------------------------------------|--------------------------|------|
| QHZB30710 | 根管桩用牙钻     | /    | ParaPost Drills 圆柱形 直径0.9 mm 棕色           | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30711 | 根管桩用牙钻     | /    | ParaPost Drills 圆柱形 直径1.00mm 黄色           | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30712 | 根管桩用牙钻     | /    | ParaPost Drills 圆柱形 直径1.14 mm 棕色          | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30713 | 根管桩用牙钻     | /    | ParaPost Drills 圆柱形 直径1.25mm 蓝色           | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30714 | 根管桩用牙钻     | /    | ParaPost Drills 圆柱形 直径1.25mm 红色           | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30715 | 根管桩用牙钻     | /    | ParaPost Drills 圆柱形 直径1.40mm 紫色           | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30716 | 根管桩用牙钻     | /    | ParaPost Drills 圆柱形 直径1.50mm 黑色           | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30717 | 根管桩用牙钻     | /    | ParaPost Drills 圆柱形 直径1.75mm 绿色           | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30718 | 根管桩用牙钻     | /    | ParaPost Taper Lux Drills 圆柱形 直径1.14mm 蓝色 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30719 | 根管桩用牙钻     | /    | Drills 圆柱形 直径1.1 mm                       | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB3072  | 腹腔镜用可吸收结扎夹 | /    |                                           | 美国 Covidien llc          |      |
| QHZB30720 | 根管桩用牙钻     | /    | ParaPost Drills 圆柱形 直径1.3mm               | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格                                                                    | 产品型号                                   | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|--------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|------|
| QHKB30721 | 根管桩用牙钻 | /                                                                       | ParaPost Drills 圆柱形 直径1.5mm            | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHKB30722 | 牙科根管锉针 | /                                                                       | HYFLEX CM FILE 08/25<br>头部直径025 长度19mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHKB30723 | 牙科根管锉针 | /                                                                       | HYFLEX CM FILE 04/15<br>头部直径015 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHKB30724 | 牙科根管锉针 | /                                                                       | HYFLEX CM FILE 04/20<br>头部直径020 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHKB30725 | 牙科根管锉针 | /                                                                       | HYFLEX CM FILE 04/25<br>头部直径025 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHKB30726 | 牙科根管锉针 | /                                                                       | HYFLEX CM FILE 04/30<br>头部直径030 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHKB30727 | 牙科根管锉针 | /                                                                       | HYFLEX CM FILE 04/35<br>头部直径035 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHKB30728 | 牙科根管锉针 | /                                                                       | HYFLEX CM FILE 04/40<br>头部直径040 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHKB30729 | 牙科根管锉针 | /                                                                       | HYFLEX CM FILE 04/45<br>头部直径045 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHKB3073  | 气管导管喉罩 | 单通道: Size1\$单通道:<br>Size1.5\$单通道: Size2\$单通<br>道: Size2.5\$单通道: Size3\$ | /                                      | 南昌贝欧特医疗设备有限公司            |      |
| QHKB30730 | 牙科根管锉针 | /                                                                       | HYFLEX CM FILE 04/50<br>头部直径050 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHKB30731 | 牙科根管锉针 | /                                                                       | HYFLEX CM FILE 04/60<br>头部直径060 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号                                   | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|--------|------|----------------------------------------|--------------------------|------|
| QHZB30732 | 牙科根管锉针 | /    | HYFLEX CM FILE 06/20<br>头部直径020 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30733 | 牙科根管锉针 | /    | HYFLEX CM FILE 06/25<br>头部直径025 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30734 | 牙科根管锉针 | /    | HYFLEX CM FILE 06/30<br>头部直径030 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30735 | 牙科根管锉针 | /    | HYFLEX CM FILE 06/35<br>头部直径035 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30736 | 牙科根管锉针 | /    | HYFLEX CM FILE 06/40<br>头部直径040 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30737 | 牙科根管锉针 | /    | HYFLEX CM FILE 04/15<br>头部直径015 长度25mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30738 | 牙科根管锉针 | /    | HYFLEX CM FILE 04/20<br>头部直径020 长度25mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30739 | 牙科根管锉针 | /    | HYFLEX CM FILE 04/25<br>头部直径025 长度25mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30740 | 牙科根管锉针 | /    | HYFLEX CM FILE 04/30<br>头部直径030 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30741 | 牙科根管锉针 | /    | HYFLEX CM FILE 04/35<br>头部直径035 长度25mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30742 | 牙科根管锉针 | /    | HYFLEX CM FILE 04/40<br>头部直径040 长度25mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30743 | 牙科根管锉针 | /    | HYFLEX CM FILE 04/45<br>头部直径045 长度25mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号                                             | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|--------|------|--------------------------------------------------|--------------------------|------|
| QHZB30744 | 牙科根管锉针 | /    | HYFLEX CM FILE 04/50<br>头部直径050 长度21mm           | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30745 | 牙科根管锉针 | /    | HYFLEX CM FILE 04/60<br>头部直径060 长度25mm           | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30746 | 牙科根管锉针 | /    | HYFLEX CM FILE 06/20<br>头部直径020 长度25mm           | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30747 | 牙科根管锉针 | /    | HYFLEX CM FILE 06/25<br>头部直径025 长度21mm           | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30748 | 牙科根管锉针 | /    | HYFLEX CM FILE 06/30<br>头部直径030 长度25mm           | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30749 | 牙科根管锉针 | /    | HYFLEX CM FILE 06/35<br>头部直径035 长度21mm           | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30750 | 牙科根管锉针 | /    | HYFLEX CM FILE 06/40<br>头部直径040 长度25mm           | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30751 | 根管锉    | /    | HyFlex NT Files 19mm<br>08/25 头部直径025 长<br>度19mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30752 | 根管锉    | /    | HyFlex NT Files 21mm<br>04/15 头部直径015 长<br>度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30753 | 根管锉    | /    | HyFlex NT Files 21mm<br>04/20 头部直径020 长<br>度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30754 | 根管锉    | /    | HyFlex NT Files 21mm<br>04/25 头部直径025 长<br>度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30755 | 根管锉    | /    | HyFlex NT Files 21mm<br>04/30 头部直径030 长<br>度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号                                         | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|------|------|----------------------------------------------|--------------------------|------|
| QHZB30756 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 21mm<br>04/35 头部直径035 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30757 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 21mm<br>04/40 头部直径040 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30758 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 21mm<br>04/50 头部直径050 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30759 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 21mm<br>04/60 头部直径060 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30760 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 21mm<br>06/20 头部直径020 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30761 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 21mm<br>06/25 头部直径025 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30762 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 21mm<br>06/30 头部直径030 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30763 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 21mm<br>06/40 头部直径040 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30764 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files<br>Asst.Large 21mm           | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30765 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files<br>Asst.Medium 21mm          | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30766 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files<br>Asst.Small 21mm           | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30767 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 25mm<br>04/15 头部直径015 长度25mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |



| 流水号       | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号                                         | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|------|------|----------------------------------------------|--------------------------|------|
| QHZB30768 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 25mm<br>04/20 头部直径020 长度25mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30769 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 25mm<br>04/25 头部直径025 长度25mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30770 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 25mm<br>04/30 头部直径030 长度25mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30771 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 25mm<br>04/35 头部直径035 长度25mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30772 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 25mm<br>04/40 头部直径040 长度25mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30773 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 25mm<br>04/50 头部直径050 长度25mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30774 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 25mm<br>04/60 头部直径060 长度21mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30775 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 25mm<br>06/20 头部直径020 长度25mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30776 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 25mm<br>06/25 头部直径025 长度25mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30777 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 25mm<br>06/30 头部直径030 长度25mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30778 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 25mm<br>06/35 头部直径035 长度25mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30779 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 25mm<br>06/40 头部直径040 长度25mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号                                             | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|------|------|--------------------------------------------------|--------------------------|------|
| QHZB30780 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files<br>Asst.Large 25mm               | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30781 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files<br>Asst.Medium 25mm              | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30782 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files<br>Asst.Small 25mm               | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30783 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 31mm<br>04/15 头部直径015 长<br>度31mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30784 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 31mm<br>04/20 头部直径020 长<br>度31mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30785 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 31mm<br>04/25 头部直径025 长<br>度31mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30786 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 31mm<br>04/30 头部直径030 长<br>度31mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30787 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 21mm<br>04/35 头部直径035 长<br>度25mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30788 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 31mm<br>04/40 头部直径040 长<br>度31mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30789 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 31mm<br>04/50 头部直径050 长<br>度31mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30790 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 31mm<br>04/60 头部直径060 长<br>度31mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30791 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 31mm<br>06/20 头部直径020 长<br>度31mm | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号                                                            | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| QHZB30792 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 31mm<br>06/25 头部直径025 长度31mm                    | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30793 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 31mm<br>06/30 头部直径030 长度31mm                    | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30794 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 31mm<br>06/35 头部直径035 长度31mm                    | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30795 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files 31mm<br>06/40 头部直径040 长度31mm                    | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30796 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files<br>Asst.Large 31mm                              | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30797 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files<br>Asst.Medium 31mm                             | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30798 | 根管锉  | /    | HyFlex NT Files<br>Asst.Small 31mm                              | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30799 | 根管锉  | /    | HyFlex GPF Files GPF<br>Navigator 15/01 10ml<br>flute 21mm 头部直径 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30800 | 根管锉  | /    | HyFlex GPF Files GPF<br>CM K File 15/02 16mm<br>flute 21mm 头部直径 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30801 | 根管锉  | /    | HyFlex GPF Files GPF<br>CM K File 20/02 16mm<br>flute 21mm 头部直径 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30802 | 根管锉  | /    | HyFlex GPF Files GPF<br>21mm A ssorted pack<br>(2)GPF Navigator | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30803 | 根管锉  | /    | HyFlex GPF Files GPF<br>Navigator 15/01 10ml<br>flute 25mm 头部直径 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格                                                                     | 产品型号                                                                | 生产企业                              | 挂网企业 |
|-----------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| QHZB30804 | 根管锉  | /                                                                        | HyFlex GPF Files GPF<br>CM K File 15/02 16mm<br>flute 25mm 头部直径     | 美国Coltene/Whaledent Inc.          |      |
| QHZB30805 | 根管锉  | /                                                                        | HyFlex GPF Files GPF<br>CM K File 20/02 16mm<br>flute 25mm 头部直径     | 美国Coltene/Whaledent Inc.          |      |
| QHZB30806 | 根管锉  | /                                                                        | HyFlex GPF Files GPF<br>25mm A ssorted pack<br>(2)GPF Navigator     | 美国Coltene/Whaledent Inc.          |      |
| QHZB30807 | 根管锉  | /                                                                        | HyFlex GPF Files GPF<br>Navigator 15/01 10ml<br>flute 31mm 头部直径     | 美国Coltene/Whaledent Inc.          |      |
| QHZB30808 | 根管锉  | /                                                                        | HyFlex GPF Files GPF<br>CM K File 15/02 16mm<br>flute 31mm 头部直径     | 美国Coltene/Whaledent Inc.          |      |
| QHZB30809 | 根管锉  | /                                                                        | HyFlex GPF Files GPF<br>31mm A ssorted pack<br>(2)GPF Navigator     | 美国Coltene/Whaledent Inc.          |      |
| QHZB3081  | 活检针  | 12G L=75mm 针突出长11mm\$14G<br>L=75mm 针突出长11mm\$16G<br>L=75mm 针突出长11mm\$18G | 全自动活检针\$半自动<br>活检针\$替针\$骨髓活检<br>针                                   | 日本 TSK 株式会社                       |      |
| QHZB30810 | 根管锉  | /                                                                        | HyFlex EDM NiTi File<br>60019594 HyFlex EDM<br>Glidepathfile 10/05  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30811 | 根管锉  | /                                                                        | HyFlex EDM NiTi File<br>60019595 HyFlex EDM<br>OneFile 25/~ 25mm    | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30812 | 根管锉  | /                                                                        | HyFlex EDM NiTi File<br>60019596 HyFlex EDM<br>Orifice Opener 25/12 | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30813 | 根管锉  | /                                                                        | HyFlex EDM NiTi File<br>60019597 HyFlex EDM<br>Finisher File 40/04  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30814 | 根管锉  | /                                                                        | HyFlex EDM NiTi File<br>60019598 HyFlex EDM<br>Finisher File 50/03  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格                                                                       | 产品型号                                                               | 生产企业                              | 挂网企业 |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| QHZB30815 | 根管锉  | /                                                                          | HyFlex EDM NiTi File<br>60019599 HyFlex EDM<br>Finisher File 60/02 | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30816 | 根管锉  | /                                                                          | HyFlex CM NiTi File<br>60011048 HyFlex CM<br>Refills08/25 19mm     | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30817 | 根管锉  | /                                                                          | HyFlex CM NiTi File<br>60011049 HyFlex CM<br>Refills04/15 21mm     | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30818 | 根管锉  | /                                                                          | HyFlex CM NiTi File<br>60011050 HyFlex CM<br>Refills04/20 21mm     | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30819 | 根管锉  | /                                                                          | HyFlex CM NiTi File<br>60011052 HyFlex CM<br>Refills04/25 21mm     | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB3082  | 活检针  | 14G L=90mm 针突出长11mm(标准型)<br>\$16G L=90mm 针突出长11mm(标准型)<br>\$18G L=90mm 针突出 | 全自动活检针\$半自动<br>活检针\$替针\$骨髓活检<br>针                                  | 日本 TSK 株式会社                       |      |
| QHZB30820 | 根管锉  | /                                                                          | HyFlex CM NiTi File<br>60011053 HyFlex CM<br>Refills04/30 21mm     | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30821 | 根管锉  | /                                                                          | HyFlex CM NiTi File<br>60011054 HyFlex CM<br>Refills04/35 21mm     | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30822 | 根管锉  | /                                                                          | HyFlex CM NiTi File<br>60011055 HyFlex CM<br>Refills04/40 21mm     | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30823 | 根管锉  | /                                                                          | HyFlex CM NiTi File<br>60011056 HyFlex CM<br>Refills04/45 21mm     | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30824 | 根管锉  | /                                                                          | HyFlex CM NiTi File<br>60011057 HyFlex CM<br>Refills04/50 21mm     | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30825 | 根管锉  | /                                                                          | HyFlex CM NiTi File<br>60011058 HyFlex CM<br>Refills04/60 21mm     | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格                                                                               | 产品型号                                                            | 生产企业                              | 挂网企业 |
|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| QHZB30826 | 根管锉  | /                                                                                  | HyFlex CM NiTi File<br>60011059 HyFlex CM<br>Refills06/20 21mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30827 | 根管锉  | /                                                                                  | HyFlex CM NiTi File<br>60011060 HyFlex CM<br>Refills06/25 21mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30828 | 根管锉  | /                                                                                  | HyFlex CM NiTi File<br>60011061 HyFlex CM<br>Refills06/30 21mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30829 | 根管锉  | /                                                                                  | HyFlex CM NiTi File<br>600110562 HyFlex CM<br>Refills06/35 21mm | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB3083  | 活检针  | 12G L=75mm\$14G L=75mm\$16G<br>L=75mm\$18G L=75mm\$20G<br>L=75mm\$12G L=100mm\$14G | 全自动活检针\$半自动<br>活检针\$替针\$骨髓活检<br>针                               | 日本 TSK 株式会社                       |      |
| QHZB30830 | 根管锉  | /                                                                                  | HyFlex CM NiTi File<br>60011063 HyFlex CM<br>Refills06/40 21mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30831 | 根管锉  | /                                                                                  | HyFlex CM NiTi File<br>60011065 HyFlex CM<br>Refills04/15 25mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30832 | 根管锉  | /                                                                                  | HyFlex CM NiTi File<br>60011066 HyFlex CM<br>Refills04/20 25mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30833 | 根管锉  | /                                                                                  | HyFlex CM NiTi File<br>60011067 HyFlex CM<br>Refills04/25 25mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30834 | 根管锉  | /                                                                                  | HyFlex CM NiTi File<br>60011068 HyFlex CM<br>Refills04/30 25mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30835 | 根管锉  | /                                                                                  | HyFlex CM NiTi File<br>60011069 HyFlex CM<br>Refills04/35 25mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30836 | 根管锉  | /                                                                                  | HyFlex CM NiTi File<br>60011070 HyFlex CM<br>Refills04/40 25mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格                                                                              | 产品型号                                                            | 生产企业                              | 挂网企业 |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| QHKB30837 | 根管锉  | /                                                                                 | HyFlex CM NiTi File<br>60011071 HyFlex CM<br>Refills04/45 25mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHKB30838 | 根管锉  | /                                                                                 | HyFlex CM NiTi File<br>60011072 HyFlex CM<br>Refills04/50 25mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHKB30839 | 根管锉  | /                                                                                 | HyFlex CM NiTi File<br>60011073 HyFlex CM<br>Refills04/60 25mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHKB3084  | 活检针  | 8G L=65mm\$11G L=65mm\$13G<br>L=65mm\$8G L=100mm\$11G<br>L=100mm\$13G L=100mm\$8G | 全自动活检针\$半自动<br>活检针\$替针\$骨髓活检<br>针                               | 日本 TSK 株式会社                       |      |
| QHKB30840 | 根管锉  | /                                                                                 | HyFlex CM NiTi File<br>60011074 HyFlex CM<br>Refills06/20 25mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHKB30841 | 根管锉  | /                                                                                 | HyFlex CM NiTi File<br>60011075 HyFlex CM<br>Refills06/25 25mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHKB30842 | 根管锉  | /                                                                                 | HyFlex CM NiTi File<br>60011076 HyFlex CM<br>Refills06/30 25mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHKB30843 | 根管锉  | /                                                                                 | HyFlex CM NiTi File<br>600110577 HyFlex CM<br>Refills06/35 25mm | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHKB30844 | 根管锉  | /                                                                                 | HyFlex CM NiTi File<br>60011078 HyFlex CM<br>Refills06/40 25mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHKB30845 | 根管锉  | /                                                                                 | HyFlex CM NiTi File<br>60018284 HyFlex CM<br>Refills04/15 31mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHKB30846 | 根管锉  | /                                                                                 | HyFlex CM NiTi File<br>60018285 HyFlex CM<br>Refills04/20 31mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHKB30847 | 根管锉  | /                                                                                 | HyFlex CM NiTi File<br>60018286 HyFlex CM<br>Refills04/25 31mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号                                                            | 生产企业                              | 挂网企业 |
|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| QHZB30848 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>60018287 HyFlex CM<br>Refills04/30 31mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30849 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>60018288 HyFlex CM<br>Refills04/40 31mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30850 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>60018289 HyFlex CM<br>Refills04/50 31mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30851 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>60018290 HyFlex CM<br>Refills04/60 31mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30852 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>60018291 HyFlex CM<br>Refills06/20 31mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30853 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>60018292 HyFlex CM<br>Refills06/30 31mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30854 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>60018293 HyFlex CM<br>Refills06/40 31mm  | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30855 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>60018699 HyFlex CM<br>Refills06/20 X-tra | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30856 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>60018700 HyFlex CM<br>Refills06/20 X-tra | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30857 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>60018701 HyFlex CM<br>Refills06/20 X-tra | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30858 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>60018702 HyFlex CM<br>Refills06/25 X-tra | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30859 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>60018703 HyFlex CM<br>Refills06/25 X-tra | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |



| 流水号       | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号                                                              | 生产企业                              | 挂网企业 |
|-----------|------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| QHZB30860 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>60018704 HyFlex CM<br>Refills06/25 X-tra   | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30861 | 根管锉  | /    | HyFlex GPF file<br>60018753 HyFlex GPF<br>file 01/15 25mm         | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30862 | 根管锉  | /    | HyFlex GPF file<br>60018753 HyFlex GPF<br>file 02/15 25mm         | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30863 | 根管锉  | /    | HyFlex GPF file<br>60018753 HyFlex GPF<br>file 02/20 25mm         | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30864 | 根管锉  | /    | HyFlex GPF Sequence<br>60018753 2根15/01<br>25mm; 2根15/02          | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30865 | 根管锉  | /    | HyFlex EDM NiTi File<br>Sequence 60019363 1<br>根10/05 25mm; 1根25/ | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30866 | 根管锉  | /    | HyFlex EDM NiTi File<br>Sequence 60019364 1<br>根40/04 25mm; 1根    | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30867 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>Sequence single<br>length 60011064 1根      | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30868 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>Sequence single<br>length 60011079 1根      | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30869 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>Sequence single<br>length 60018294 1根      | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30870 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>Sequence single<br>length 60018689 S(1     | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30871 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>Sequence single<br>length 60018692 S(1     | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号                                                          | 生产企业                              | 挂网企业 |
|-----------|------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| QHZB30872 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>Sequence single<br>length 60018695 S(1 | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30873 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>Sequence single<br>length 60018690 M(1 | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30874 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>Sequence single<br>length 60018693 M(1 | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30875 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>Sequence single<br>length 60018696 M(1 | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30876 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>Sequence single<br>length 60018691 L(1 | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30877 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>Sequence single<br>length 60018694 L(1 | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30878 | 根管锉  | /    | HyFlex CM NiTi File<br>Sequence single<br>length 60018697 L(1 | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30879 | 牙用锉  | #08  | H08371                                                        | 美国Coltene/Whaledent Inc.          |      |
| QHZB30880 | 牙用锉  | #10  | H08372                                                        | 美国Coltene/Whaledent Inc.          |      |
| QHZB30881 | 牙用锉  | #08  | H08393                                                        | 美国Coltene/Whaledent Inc.          |      |
| QHZB30882 | 牙用锉  | #10  | H08394                                                        | 美国Coltene/Whaledent Inc.          |      |
| QHZB30883 | 牙用锉  | #15  | H08374                                                        | 美国Coltene/Whaledent Inc.          |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                                                             | 产品型号   | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|----------|------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|------|
| QHZN30884 | 牙用锉      | #20                                                              | H08376 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZN30885 | 牙用锉      | #25                                                              | H08378 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZN30886 | 牙用锉      | #30                                                              | H08380 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZN30887 | 牙用锉      | #35                                                              | H08382 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZN30888 | 牙用锉      | #40                                                              | H08384 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZN30889 | 牙用锉      | #45                                                              | H08385 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZN3089  | 医用TJ烧伤敷料 | 通用型：180×120\$通用型：<br>220×160\$通用型：250×200\$躯<br>干用：400×400\$躯干用： | /      | 江苏雨林医药工程有限公司             |      |
| QHZN30890 | 牙用锉      | #50                                                              | H08386 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZN30891 | 牙用锉      | #55                                                              | H08387 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZN30892 | 牙用锉      | #60                                                              | H08388 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZN30893 | 牙用锉      | #70                                                              | H08389 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZN30894 | 牙用锉      | #80                                                              | H08390 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格                 | 产品型号   | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|------|----------------------|--------|--------------------------|------|
| QHZB30895 | 牙用锉  | Contains:#15-#40     | H08391 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30896 | 牙用锉  | Contains:#12.5-#37.5 | H08430 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30897 | 牙用锉  | Contains:#45-#80     | H08392 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30898 | 牙用锉  | #15                  | H08396 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30899 | 牙用锉  | #17.5                | H08397 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30900 | 牙用锉  | #20                  | H08398 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30901 | 牙用锉  | #22.5                | H08399 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30902 | 牙用锉  | #25                  | H08400 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30903 | 牙用锉  | #27.5                | H08401 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30904 | 牙用锉  | #30                  | H08402 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30905 | 牙用锉  | #32.5                | H08403 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30906 | 牙用锉  | #35                  | H08404 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                                                                                                    | 产品型号                                                                      | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| QHZB30907 | 牙用锉      | #37.5                                                                                                   | H08405                                                                    | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30908 | 牙用锉      | #40                                                                                                     | H08406                                                                    | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30909 | 牙用锉      | #45                                                                                                     | H08407                                                                    | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30910 | 牙用锉      | #50                                                                                                     | H08408                                                                    | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30911 | 牙用锉      | #55                                                                                                     | H08409                                                                    | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30912 | 牙用锉      | #60                                                                                                     | H08410                                                                    | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30913 | 牙用锉      | #70                                                                                                     | H08411                                                                    | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30914 | 牙用锉      | #80                                                                                                     | H08412                                                                    | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30915 | 牙用锉      | Assorted-Contains:#15-#40                                                                               | H08413                                                                    | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30916 | 牙用锉      | Assorted-Contains:#45-#80                                                                               | H08414                                                                    | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30917 | 牙用锉      | HYFLEX X-File Nickel Titanium Starter Kit                                                               | H08438                                                                    | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30918 | 侧方开口冲洗针头 | 125\$1357\$1169\$1169N\$128GY\$128GI\$223\$224\$226\$227\$228\$229\$230\$231\$232\$233\$234\$235\$236\$ | 125\$1357\$1169\$1169N\$128GY\$128GI\$223\$224\$226\$227\$228\$229\$230\$ | 苏州派克顿科技有限公司              |      |

| 流水号       | 产品名称                                                      | 产品规格  | 产品型号                                                                   | 生产企业                              | 挂网企业 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| QHZB30919 | 根管刷                                                       | /     | S\$M\$L                                                                | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30920 | 牙科用吸引头                                                    | /     | ROEKO Surgitip\$ROEKO<br>Surgitip-micro\$ROEKO<br>Surgitip-endo\$ROEDO | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30921 | 齿科根管充填材料                                                  | /     | RoekoSeal Single<br>Dose (0. 53*40) ;RoekoS<br>eal                     | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30922 | 排龈止血剂                                                     | /     | /                                                                      | 德国Coltene/Whaledent GmbH + Co. KG |      |
| QHZB30923 | 暂封性充填材料                                                   | 38g/瓶 | Coltosol F 氧化锌暂<br>封材                                                  | 瑞士Coltene/Whaledent AG            |      |
| QHZB30924 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials | /     | BRILLIANT NG Dentin<br>牙本质A1/B1                                        | 瑞士Coltene/Whaledent AG            |      |
| QHZB30925 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials | /     | BRILLIANT NG Dentin<br>牙本质A2/B2                                        | 瑞士Coltene/Whaledent AG            |      |
| QHZB30926 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials | /     | BRILLIANT NG Dentin<br>牙本质A3/D3                                        | 瑞士Coltene/Whaledent AG            |      |
| QHZB30927 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials | /     | BRILLIANT NG Dentin<br>牙本质A3. 5/B3                                     | 瑞士Coltene/Whaledent AG            |      |
| QHZB30928 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials | /     | BRILLIANT NG Dentin<br>牙本质C2/C3                                        | 瑞士Coltene/Whaledent AG            |      |
| QHZB30929 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials | /     | BRILLIANT NG Dentin<br>牙本质A4/C4                                        | 瑞士Coltene/Whaledent AG            |      |
| QHZB30930 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials | /     | BRILLIANT NG Dentin<br>牙本质Bleach                                       | 瑞士Coltene/Whaledent AG            |      |

| 流水号       | 产品名称                                                      | 产品规格 | 产品型号                                          | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|-----------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------|------------------------|------|
| QHZB30931 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials | /    | BRILLIANT NG Enamel<br>牙釉质A1/B1               | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30932 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials | /    | BRILLIANT NG Enamel<br>牙釉质A2/B2               | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30933 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials | /    | BRILLIANT NG Enamel<br>牙釉质A3/D3               | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30934 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials | /    | BRILLIANT NG Enamel<br>牙釉质A3.5/B3             | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30935 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials | /    | BRILLIANT NG Enamel<br>牙釉质C2/C3               | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30936 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials | /    | BRILLIANT NG Enamel<br>牙釉质A4/C4               | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30937 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials | /    | BRILLIANT NG Enamel<br>牙釉质Bleach              | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30938 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials | /    | BRILLIANT NG<br>Transparent透明色<br>Transparent | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30939 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials | /    | SYNERGY D6 Dentin牙<br>本质WhiteBleach           | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30940 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials | /    | SYNERGY D6 Dentin牙<br>本质A1/B1                 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30941 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials | /    | SYNERGY D6 Dentin牙<br>本质A2/B2                 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30942 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials | /    | SYNERGY D6 Dentin牙<br>本质A3/D3                 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称                                                               | 产品规格     | 产品型号                                                  | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| QHKB30943 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials          | /        | SYNERGY D6 Dentin牙<br>本质A3.5/B3                       | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHKB30944 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials          | /        | SYNERGY D6 Dentin牙<br>本质A4/C4                         | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHKB30945 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials          | /        | SYNERGY D6 Dentin牙<br>本质C2/C3                         | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHKB30946 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials          | /        | SYNERGY D6 Dentin牙<br>釉质Opalescent                    | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHKB30947 | 牙科复合树脂充填材料<br>Dental Composite Resin<br>Filling Materials          | /        | Universal                                             | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHKB30948 | 牙科复合树脂充填材料                                                         | /        | SwissTec Composite<br>Dentint复合树脂充填<br>材料\$SwissTec   | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHKB30949 | 单组分光固化自酸蚀粘接剂<br>One Component Light Cured<br>Self-Etching Adhesive | /        | OneCoat7.0\$OneCoat7.<br>0Universal                   | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHKB30950 | 牙科光固化粘接材料                                                          | /        | One Coat Bond “一滴<br>棒” 牙釉质牙本质粘接<br>剂; One Coat Self- | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHKB30951 | 橡皮障                                                                | BX OF 52 | H11624 ELASTI-DAM<br>MEDIUM GREEN<br>5*5 (127*127mm)  | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHKB30952 | 橡皮障                                                                | BX OF 52 | H11626 ELASTI-DAM<br>MEDIUM BLUE<br>5*5 (127*127mm)   | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHKB30953 | 橡皮障                                                                | BX OF 36 | H11625 ELASTI-DAM<br>MEDIUM GREEN<br>6*6 (152*152mm)  | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHKB30954 | 橡皮障                                                                | BX OF 36 | H11627 ELASTI-DAM<br>MEDIUM BLUE<br>6*6 (152*152mm)   | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |



| 流水号       | 产品名称 | 产品规格     | 产品型号                                                       | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| QHZB30955 | 橡皮障  | BX OF 30 | H09945 Hygenic Flexi-Dam6*6 (152*152)                      | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30956 | 橡皮障夹 | /        | H09957 Premolars and Upper Incisous #2-BROWN               | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30957 | 橡皮障夹 | /        | H09958 Premolars and Upper Incisous #2-GREEN               | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30958 | 橡皮障夹 | /        | H09959 Samml Upper Molars, Deciduous Teeth #4-ORANGE       | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30959 | 橡皮障夹 | /        | H09960Flat Jawed, General Pupose, Lower Molar Clamp        | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30960 | 橡皮障夹 | /        | H09961 Dwnward Sloped Jaws for Small, Partially            | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30961 | 橡皮障夹 | /        | H09962 Anterior TEETH #9-RED                               | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30962 | 橡皮障夹 | /        | H09963 Serrated Jaw Clamp, Upper Left Molars #12A-YELLOW   | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30963 | 橡皮障夹 | /        | H09964 Serrated Jaw Clamp, Upper Right Molars #13A-        | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30964 | 橡皮障夹 | /        | H09965 Dwnward Sloped Jaws for Large, Partially            | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30965 | 橡皮障夹 | /        | H02769 For Upper and Lower premolar and Anterior Teeth#W00 | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30966 | 橡皮障夹 | /        | H02768 Premolars and Upper Incisors #W2                    | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号                                                  | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|------|------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| QHZB30967 | 橡皮障夹 | /    | H02775 Prelars and Upper Incisors #W2A                | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30968 | 橡皮障夹 | /    | H03814 Flat Jawed, Small Molar Clamp #W3              | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30969 | 橡皮障夹 | /    | H02765 Flat Jawed, General Purpose, Lower Molar Clamp | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30970 | 橡皮障夹 | /    | H02767 General Pupose, Upper Molar Clamp #W8          | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30971 | 橡皮障夹 | /    | H02766 Dwnward Sloped Jaws for Small, Partially       | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30972 | 橡皮障夹 | /    | H02770 Anterior Teeth #W9                             | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30973 | 橡皮障夹 | /    | H02774 For Partially Erupted Or Irregularly Shaped    | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30974 | 橡皮障夹 | /    | H02764 Dwnward Sloped Jaws for Large, Partially       | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30975 | 橡皮障夹 | /    | H03815 Universal Molar Clamp #W56                     | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30976 | 橡皮障夹 | /    | H01048 Lower Molars/Pedo B1                           | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30977 | 橡皮障夹 | /    | H01049 Upper Left Molar B2                            | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30978 | 橡皮障夹 | /    | H01050 Upper Right Molar B3                           | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称                                                     | 产品规格 | 产品型号                                                         | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|----------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| QHZB30979 | 橡皮障夹                                                     | /    | H01051 Biculpid,<br>Anterior B4                              | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30980 | 橡皮障夹                                                     | /    | H01052 All Bicuspid<br>& Incisors B5                         | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30981 | 橡皮障夹                                                     | /    | H01053 All Bicuspid<br>& Incisors B6                         | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30982 | 橡皮障夹                                                     | /    | H01054 Brinker<br>Universal Clamp Set<br>B1, B2, B3, B4, B5, | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30983 | 橡皮障支架                                                    | /    | H00560\$H01414\$H01416<br>\$H07082\$H07083                   | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30984 | 橡皮障夹钳                                                    | /    | H01262                                                       | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30985 | 牙科橡皮障楔线                                                  | /    | WEDJETS                                                      | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30986 | 橡皮障打孔器                                                   | /    | /                                                            | 美国Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB30987 | 牙科用棉卷Dental rolls                                        | /    | Luna\$Parotisrolls                                           | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB30988 | 胶质银止血明胶海绵<br>Gelatamp haemostatic<br>gelatin sponge with | /    | 大包装(50块/盒)和小<br>包装(20块/盒)                                    | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB30989 | 牙科金刚砂车针                                                  | /    | ROUND 球形G801-314-<br>009                                     | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB30990 | 牙科金刚砂车针                                                  | /    | ROUND 球形G801-316-<br>009                                     | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                 | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|----------------------|------------------------|------|
| QHZB30991 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-314-010 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30992 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-313-010 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30993 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-314-012 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30994 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-316-012 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30995 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-313-012 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30996 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-314-014 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30997 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-313-014 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30998 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-315-014 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB30999 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-316-014 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31000 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-314-016 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31001 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-313-016 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31002 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-315-016 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                     | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|--------------------------|------------------------|------|
| QHZB31003 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-316-016     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31004 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-314-018     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31005 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-313-018     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31006 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-316-018     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31007 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-314-020     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31008 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-316-020     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31009 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-314-023     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31010 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-314-027     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31011 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-314-033     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31012 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G801-314-022     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31013 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G802-314-009-2.3 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31014 | 牙科金刚砂车针 | /    | ROUND 球形G802-314-012-2.3 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格                                                     | 产品型号                                  | 生产企业                                  | 挂网企业 |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|
| QHZB31015 | 牙科金刚砂车针     | /                                                        | ROUND 球形G802-314-014-2.3              | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |
| QHZB31016 | 牙科金刚砂车针     | /                                                        | ROUND 球形G802-314-016-2.3              | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |
| QHZB31017 | 牙科金刚砂车针     | /                                                        | ROUND 球形G802-314-018-2.3              | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |
| QHZB31018 | 牙科金刚砂车针     | /                                                        | ROUND 球形G801M-314-009-0.6             | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |
| QHZB31019 | 牙科金刚砂车针     | /                                                        | INVERTED CONE 倒锥形<br>G805-314-010-0.8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |
| QHZB3102  | 空心纤维血液透析滤过器 | Ultraflux AV400S\$Ultraflux<br>AV600S\$Ultraflux AV1000S | /                                     | 德国Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| QHZB31020 | 牙科金刚砂车针     | /                                                        | INVERTED CONE 倒锥形<br>G805-314-012-0.9 | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |
| QHZB31021 | 牙科金刚砂车针     | /                                                        | INVERTED CONE 倒锥形<br>G805-313-012-0.9 | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |
| QHZB31022 | 牙科金刚砂车针     | /                                                        | INVERTED CONE 倒锥形<br>G805-314-014-1.4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |
| QHZB31023 | 牙科金刚砂车针     | /                                                        | INVERTED CONE 倒锥形<br>G805-314-016-1.4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |
| QHZB31024 | 牙科金刚砂车针     | /                                                        | INVERTED CONE 倒锥形<br>G805-314-018-1.6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |
| QHZB31025 | 牙科金刚砂车针     | /                                                        | INVERTED CONE 倒锥形<br>G805-314-023-2.1 | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格                                      | 产品型号                                  | 生产企业                                  | 挂网企业 |
|-----------|---------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------|
| QHZB31026 | 牙科金刚砂车针 | /                                         | INVERTED CONE 倒锥形<br>G807-314-010-3.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |
| QHZB31027 | 牙科金刚砂车针 | /                                         | INVERTED CONE 倒锥形<br>G807-314-012-3.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |
| QHZB31028 | 牙科金刚砂车针 | /                                         | INVERTED CONE 倒锥形<br>G807-314-016-4   | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |
| QHZB31029 | 牙科金刚砂车针 | /                                         | INVERTED CONE 倒锥形<br>G807-314-014-4   | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |
| QHZB3103  | 血浆滤过器   | Plasma Flux P1 dry\$Plasma<br>Flux P2 dry | /                                     | 德国Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| QHZB31030 | 牙科金刚砂车针 | /                                         | INVERTED CONE 倒锥形<br>G807-314-016-5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |
| QHZB31031 | 牙科金刚砂车针 | /                                         | INVERTED CONE 倒锥形<br>G807-314-018-5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |
| QHZB31032 | 牙科金刚砂车针 | /                                         | DOUBLE CONE 双锥形<br>G806-314-009-2.2   | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |
| QHZB31033 | 牙科金刚砂车针 | /                                         | DOUBLE CONE 双锥形<br>G806-314-010-2.2   | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |
| QHZB31034 | 牙科金刚砂车针 | /                                         | DOUBLE CONE 双锥形<br>G806-314-012-2.2   | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |
| QHZB31035 | 牙科金刚砂车针 | /                                         | DOUBLE CONE 双锥形<br>G806-313-012-2.2   | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |
| QHZB31036 | 牙科金刚砂车针 | /                                         | DOUBLE CONE 双锥形<br>G806-314-014-2.2   | 瑞士Coltene/Whaledent AG                |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                                | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|-------------------------------------|------------------------|------|
| QHZB31037 | 牙科金刚砂车针 | /    | DOUBLE CONE 双锥形<br>G806-314-016-2.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31038 | 牙科金刚砂车针 | /    | DOUBLE CONE 双锥形<br>G806-313-016-2.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31039 | 牙科金刚砂车针 | /    | DOUBLE CONE 双锥形<br>G813-314-010-1.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31040 | 牙科金刚砂车针 | /    | DOUBLE CONE 双锥形<br>G813-314-014-1.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31041 | 牙科金刚砂车针 | /    | DOUBLE CONE 双锥形<br>G813-313-014-1.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31042 | 牙科金刚砂车针 | /    | DOUBLE CONE 双锥形<br>G813-314-018-2   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31043 | 牙科金刚砂车针 | /    | FOOTBALL 橄榄球形<br>G368-314-016-3.5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31044 | 牙科金刚砂车针 | /    | FOOTBALL 橄榄球形<br>G368-313-016-3.5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31045 | 牙科金刚砂车针 | /    | FOOTBALL 橄榄球形<br>G368-314-020-5     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31046 | 牙科金刚砂车针 | /    | FOOTBALL 橄榄球形<br>G368-313-020-5     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31047 | 牙科金刚砂车针 | /    | FOOTBALL 橄榄球形<br>G368-314-023-5     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31048 | 牙科金刚砂车针 | /    | FOOTBALL 橄榄球形<br>G368-313-023-5     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |



| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                              | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|-----------------------------------|------------------------|------|
| QHZB31049 | 牙科金刚砂车针 | /    | FOOTBALL 橄榄球形<br>G379-314-014-3   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31050 | 牙科金刚砂车针 | /    | FOOTBALL 橄榄球形<br>G379-314-016-3.4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31051 | 牙科金刚砂车针 | /    | FOOTBALL 橄榄球形<br>G379-314-016-3.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31052 | 牙科金刚砂车针 | /    | FOOTBALL 橄榄球形<br>G379-314-018-3.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31053 | 牙科金刚砂车针 | /    | FOOTBALL 橄榄球形<br>G379-314-023-4.2 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31054 | 牙科金刚砂车针 | /    | FOOTBALL 橄榄球形<br>G379-314-023-5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31055 | 牙科金刚砂车针 | /    | FOOTBALL 橄榄球形<br>G379-313-023-5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31056 | 牙科金刚砂车针 | /    | FOOTBALL 橄榄球形<br>G390-314-014-3   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31057 | 牙科金刚砂车针 | /    | FOOTBALL 橄榄球形<br>G390-313-014-3   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31058 | 牙科金刚砂车针 | /    | FOOTBALL 橄榄球形<br>G368-314-023-5.3 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31059 | 牙科金刚砂车针 | /    | FOOTBALL 橄榄球形<br>G379-314-023-4.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31060 | 牙科金刚砂车针 | /    | FOOTBALL 橄榄球形<br>G390-314-018-3   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格                                                       | 产品型号                             | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------|------|
| QHZB31061 | 牙科金刚砂车针 | /                                                          | FOOTBALL 橄榄球形<br>G368-204-014-5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31062 | 牙科金刚砂车针 | /                                                          | FOOTBALL 橄榄球形<br>G368L-204-014-5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31063 | 牙科金刚砂车针 | /                                                          | FOOTBALL 橄榄球形<br>G379-314-023-5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31064 | 牙科金刚砂车针 | /                                                          | Taper 锥形G849-314-<br>009-4       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31065 | 牙科金刚砂车针 | /                                                          | Taper 锥形G849-313-<br>012-4       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31066 | 牙科金刚砂车针 | /                                                          | Taper 锥形G849-314-<br>012-4       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31067 | 牙科金刚砂车针 | /                                                          | Taper 锥形G849-314-<br>016-4       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31068 | 牙科金刚砂车针 | /                                                          | Taper 锥形G849-314-<br>025-4       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31069 | 牙科金刚砂车针 | /                                                          | Taper 锥形G855-313-<br>010-6       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB3107  | 定制式固定义齿 | 镍铬合金烤瓷牙\$钴铬合金烤瓷牙<br>\$钛合金烤瓷牙\$钛合金烤瓷牙<br>\$2%钯合金烤瓷牙\$54%黄金烤 | /                                | 东莞定远陶齿制品有限公司           |      |
| QHZB31070 | 牙科金刚砂车针 | /                                                          | Taper 锥形G855-314-<br>010-6       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31071 | 牙科金刚砂车针 | /                                                          | Taper 锥形G855-313-<br>012-6       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格                             | 产品型号                    | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|----------------------------------|-------------------------|------------------------|------|
| QHZB31072 | 牙科金刚砂车针 | /                                | Taper 锥形G855-314-012-6  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31073 | 牙科金刚砂车针 | /                                | Taper 锥形G855-313-014-6  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31074 | 牙科金刚砂车针 | /                                | Taper 锥形G855-314-014-6  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31075 | 牙科金刚砂车针 | /                                | Taper 锥形G855-313-016-6  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31076 | 牙科金刚砂车针 | /                                | Taper 锥形G855-314-016-6  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31077 | 牙科金刚砂车针 | /                                | Taper 锥形G856-313-016-7  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31078 | 牙科金刚砂车针 | /                                | Taper 锥形G856-314-016-7  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31079 | 牙科金刚砂车针 | /                                | Taper 锥形G856-314-025-7  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB3108  | 可摘全口义齿  | 全口胶托义齿\$隐形基托义齿\$大不碎胶托义齿\$小不碎胶托义齿 | 定制式                     | 东莞定远陶齿制品有限公司           |      |
| QHZB31080 | 牙科金刚砂车针 | /                                | Taper 锥形G856-313-025-7  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31081 | 牙科金刚砂车针 | /                                | Taper 锥形G856-314-012-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31082 | 牙科金刚砂车针 | /                                | Taper 锥形G856N-314-014-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格                                                 | 产品型号                    | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------|
| QHZB31083 | 牙科金刚砂车针 | /                                                    | Taper 锥形G856N-313-014-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31084 | 牙科金刚砂车针 | /                                                    | Taper 锥形G856-314-012-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31085 | 牙科金刚砂车针 | /                                                    | Taper 锥形G856-314-014-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31086 | 牙科金刚砂车针 | /                                                    | Taper 锥形G856-313-014-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31087 | 牙科金刚砂车针 | /                                                    | Taper 锥形G856N-314-016-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31088 | 牙科金刚砂车针 | /                                                    | Taper 锥形G856N-313-016-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31089 | 牙科金刚砂车针 | /                                                    | Taper 锥形G856-314-016-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB3109  | 附着修复体   | 大按扣精密附着体\$小按扣精密附着体\$环靠臂\$MK1精密附着体\$钴铬合金扣套式钢托\$纯钛合金扣套 | 定制式                     | 东莞定远陶齿制品有限公司           |      |
| QHZB31090 | 牙科金刚砂车针 | /                                                    | Taper 锥形G856-313-016-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31091 | 牙科金刚砂车针 | /                                                    | Taper 锥形G856-314-018-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31092 | 牙科金刚砂车针 | /                                                    | Taper 锥形G856-313-018-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31093 | 牙科金刚砂车针 | /                                                    | Taper 锥形G856-314-014-9  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格                                                  | 产品型号                     | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|------|
| QHZB31094 | 牙科金刚砂车针    | /                                                     | Taper 锥形G856-313-014-9   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31095 | 牙科金刚砂车针    | /                                                     | Taper 锥形G856-314-016-9   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31096 | 牙科金刚砂车针    | /                                                     | Taper 锥形G856-313-016-9   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31097 | 牙科金刚砂车针    | /                                                     | Taper 锥形G856-314-018-9   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31098 | 牙科金刚砂车针    | /                                                     | Taper 锥形G856-313-018-9   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31099 | 牙科金刚砂车针    | /                                                     | Taper 锥形G856-313-021-9   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB3110  | 金属支架可摘局部义齿 | BDP完美大支架\$BDP完美小支架\$金属支架可摘局部义齿\$钴铬合金小钢托\$钴铬合金大钢托\$纯钛合 | 定制式                      | 东莞定远陶齿制品有限公司           |      |
| QHZB31100 | 牙科金刚砂车针    | /                                                     | Taper 锥形G856-314-021-9   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31101 | 牙科金刚砂车针    | /                                                     | Taper 锥形G856L-314-012-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31102 | 牙科金刚砂车针    | /                                                     | Taper 锥形G856L-314-014-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31103 | 牙科金刚砂车针    | /                                                     | Taper 锥形G856L-313-016-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31104 | 牙科金刚砂车针    | /                                                     | Taper 锥形G856L-314-016-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格                                                | 产品型号                      | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|------|
| QHZB31105 | 牙科金刚砂车针 | /                                                   | Taper 锥形G856L-314-018-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31106 | 牙科金刚砂车针 | /                                                   | Taper 锥形G856L-314-018-11  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31107 | 牙科金刚砂车针 | /                                                   | Taper 锥形G856L-313-018-11  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31108 | 牙科金刚砂车针 | /                                                   | Taper 锥形G856XL-313-016-12 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31109 | 牙科金刚砂车针 | /                                                   | Taper 锥形G856XL-314-016-12 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB3111  | 定制式矫治装置 | Nance弓矫正器\$牙磨牙矫正器\$正畸真空压膜保持器\$正畸扩弓器（矫正装置）\$Hyrax扩张器 | /                         | 东莞定远陶齿制品有限公司           |      |
| QHZB31110 | 牙科金刚砂车针 | /                                                   | Taper 锥形G856XL-313-018-12 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31111 | 牙科金刚砂车针 | /                                                   | Taper 锥形G856XL-314-018-12 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31112 | 牙科金刚砂车针 | /                                                   | Taper 锥形G850-313-018-8    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31113 | 牙科金刚砂车针 | /                                                   | Taper 锥形G850-314-018-8    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31114 | 牙科金刚砂车针 | /                                                   | Taper 锥形G850-314-012-10   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31115 | 牙科金刚砂车针 | /                                                   | Taper 锥形G850N-314-014-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                     | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|--------------------------|------------------------|------|
| QHZB31116 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G850-313-014-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31117 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G850-314-014-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31118 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G850-313-016-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31119 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G850-314-016-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31120 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G850-313-018-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31121 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G850-314-018-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31122 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G850-314-023-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31123 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G850L-313-016-12 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31124 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G850L-314-016-12 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31125 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G850L-313-018-12 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31126 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G850L-314-018-12 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31127 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G851-314-012-8   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                    | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|-------------------------|------------------------|------|
| QHZB31128 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G851-314-012-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31129 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G851-314-016-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31130 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G898-314-016-11 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31131 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G856-314-025-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31132 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G845-314-010-4  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31133 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G845-313-010-4  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31134 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G845-314-012-4  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31135 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G845-313-012-4  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31136 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G845-314-014-4  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31137 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G845-314-016-4  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31138 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G845-314-023-5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31139 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G846-314-012-6  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |



| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                   | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|------------------------|------------------------|------|
| QHZB31140 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G846-313-012-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31141 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G846-314-014-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31142 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G846-313-016-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31143 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G846-314-016-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31144 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G846-314-016-7 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31145 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G846-313-016-7 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31146 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G846-313-018-7 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31147 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G846-314-018-7 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31148 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G846-313-023-7 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31149 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G846-314-023-7 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31150 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G847-313-012-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31151 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G847-314-012-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                    | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|-------------------------|------------------------|------|
| QHZB31152 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G847-314-014-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31153 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G847-313-014-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31154 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G847-314-016-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31155 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G847-313-016-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31156 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G847-314-018-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31157 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G847-313-018-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31158 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G847-314-025-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31159 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G847-314-028-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31160 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G848-314-012-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31161 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G848-314-014-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31162 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G848-313-016-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31163 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G848-314-016-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                     | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|--------------------------|------------------------|------|
| QHZB31164 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G848-313-018-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31165 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G848-314-018-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31166 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G848-313-023-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31167 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G848-314-023-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31168 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G848-314-031-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31169 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G848L-314-018-12 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31170 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G848L-313-018-12 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31171 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G845R-314-016-4  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31172 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G845R-314-025-4  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31173 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G846R-314-016-6  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31174 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G847R-314-016-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31175 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G877K-313-012-6  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格                 | 产品型号                                                              | 生产企业                       | 挂网企业 |
|-----------|---------|----------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| QHZB31176 | 牙科金刚砂车针 | /                    | Taper 锥形G877K-314-012-6                                           | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |
| QHZB31177 | 牙科金刚砂车针 | /                    | Taper 锥形G877K-314-014-6                                           | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |
| QHZB31178 | 牙科金刚砂车针 | /                    | Taper 锥形G877K-313-014-6                                           | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |
| QHZB31179 | 牙科金刚砂车针 | /                    | Taper 锥形G877K-314-016-6                                           | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |
| QHZB3118  | 导管      | 4.1F;长度: 115cm~137cm | RC044115\$RC044125\$RC056115\$RC056125\$RC04130\$RC044132\$RC0441 | 瑞士Medos International SARL |      |
| QHZB31180 | 牙科金刚砂车针 | /                    | Taper 锥形G877K-313-016-6                                           | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |
| QHZB31181 | 牙科金刚砂车针 | /                    | Taper 锥形G877K-314-018-6                                           | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |
| QHZB31182 | 牙科金刚砂车针 | /                    | Taper 锥形G877K-313-018-6                                           | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |
| QHZB31183 | 牙科金刚砂车针 | /                    | Taper 锥形G877K-314-021-6                                           | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |
| QHZB31184 | 牙科金刚砂车针 | /                    | Taper 锥形G878K-314-010-8                                           | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |
| QHZB31185 | 牙科金刚砂车针 | /                    | Taper 锥形G878K-313-010-8                                           | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |
| QHZB31186 | 牙科金刚砂车针 | /                    | Taper 锥形G878K-314-012-8                                           | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |

| 流水号       | 产品名称               | 产品规格                                                           | 产品型号                                                                 | 生产企业                        | 挂网企业 |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| QHZB31187 | 牙科金刚砂车针            | /                                                              | Taper 锥形G878K-313-012-8                                              | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |
| QHZB31188 | 牙科金刚砂车针            | /                                                              | Taper 锥形G878K-314-014-8                                              | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |
| QHZB31189 | 牙科金刚砂车针            | /                                                              | Taper 锥形G878K-313-014-8                                              | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |
| QHZB3119  | 可控导丝(商品名: Agility) | 0.010inc;长度: 175cm;头端长度: 8cm; \$0.010inc;长度: 175cm;头端长度: 10cm; | 614178\$614179\$614481\$614482\$614491\$614541\$614542\$614581\$6145 | 美国 Codman & Shurtleff, Inc. |      |
| QHZB31190 | 牙科金刚砂车针            | /                                                              | Taper 锥形G878K-314-016-8                                              | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |
| QHZB31191 | 牙科金刚砂车针            | /                                                              | Taper 锥形G878K-313-016-8                                              | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |
| QHZB31192 | 牙科金刚砂车针            | /                                                              | Taper 锥形G878K-314-018-8                                              | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |
| QHZB31193 | 牙科金刚砂车针            | /                                                              | Taper 锥形G878K-313-018-8                                              | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |
| QHZB31194 | 牙科金刚砂车针            | /                                                              | Taper 锥形G878K-314-021-8                                              | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |
| QHZB31195 | 牙科金刚砂车针            | /                                                              | Taper 锥形G878K-313-021-8                                              | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |
| QHZB31196 | 牙科金刚砂车针            | /                                                              | Taper 锥形G879K-314-012-10                                             | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |
| QHZB31197 | 牙科金刚砂车针            | /                                                              | Taper 锥形G879K-313-012-10                                             | 瑞士Coltene/Whaledent AG      |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                      | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|---------------------------|------------------------|------|
| QHZB31198 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G879K-314-014-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31199 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G879K-313-014-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31200 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G879K-314-016-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31201 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G879K-314-018-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31202 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G879K-313-018-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31203 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G879K-314-021-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31204 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G886K-314-018-9.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31205 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G886K-313-018-9.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31206 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G893-204-014-7    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31207 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G893L-204-014-7   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31208 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G847-314-016-8    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31209 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G847-314-018-8    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                     | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|--------------------------|------------------------|------|
| QHZB31210 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G847-314-025-8   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31211 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G848-314-014-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31212 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G848-314-016-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31213 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G848-314-018-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31214 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G848-314-023-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31215 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G856-314-025-7   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31216 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G856-314-014-8   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31217 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G856-314-016-8   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31218 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G856-314-018-8   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31219 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G856-314-021-9   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31220 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G856L-314-016-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31221 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G856L-314-018-11 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                        | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|-----------------------------|------------------------|------|
| QHZB31222 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G850-314-018-8      | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31223 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G850-314-016-10     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31224 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G850-314-018-10     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31225 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G878K-314-014-8     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31226 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G878K-314-016-8     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31227 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G878K-314-018-8     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31228 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G879K-314-014-10    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31229 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G879K-314-018-10    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31230 | 牙科金刚砂车针 | /    | Taper 锥形G879K-314-021-10    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31231 | 牙科金刚砂车针 | /    | Polygon 多边形G811-314-031-4.2 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31232 | 牙科金刚砂车针 | /    | Polygon 多边形G811-313-031-4.2 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31233 | 牙科金刚砂车针 | /    | Polygon 多边形G811-314-033-5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |



| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                          | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|-------------------------------|------------------------|------|
| QHZB31234 | 牙科金刚砂车针 | /    | Polygon 多边形G811-313-033-5     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31235 | 牙科金刚砂车针 | /    | Polygon 多边形G811-314-037-7     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31236 | 牙科金刚砂车针 | /    | Polygon 多边形G811-314-048-8     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31237 | 牙科金刚砂车针 | /    | Polygon 多边形G899-314-027-7     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31238 | 牙科金刚砂车针 | /    | Polygon 多边形G905-314-023-2.7   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31239 | 牙科金刚砂车针 | /    | Polygon 多边形G905-314-027-2.9   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31240 | 牙科金刚砂车针 | /    | Polygon 多边形G905-314-031-3.1   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31241 | 牙科金刚砂车针 | /    | Polygon 多边形G811-314-033-5     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31242 | 牙科金刚砂车针 | /    | GUIDE PIN 导柱形G847RP-314-023-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31243 | 牙科金刚砂车针 | /    | GUIDE PIN 导柱形G856P-314-018-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31244 | 牙科金刚砂车针 | /    | GUIDE PIN 导柱形G856P-314-021-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31245 | 牙科金刚砂车针 | /    | GUIDE PIN 导柱形G878KP-314-016-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                              | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|-----------------------------------|------------------------|------|
| QHZB31246 | 牙科金刚砂车针 | /    | GUIDE PIN 导柱形<br>G878KP-314-018-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31247 | 牙科金刚砂车针 | /    | GUIDE PIN 导柱形<br>G878KP-314-021-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31248 | 牙科金刚砂车针 | /    | GUIDE PIN 导柱形<br>G878KP-314-023-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31249 | 牙科金刚砂车针 | /    | GUIDE PIN 导柱形<br>G878KP-314-026-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31250 | 牙科金刚砂车针 | /    | GUIDE PIN 导柱形<br>G881P-314-016-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31251 | 牙科金刚砂车针 | /    | GUIDE PIN 导柱形<br>G881P-314-021-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31252 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G392-<br>314-016-6       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31253 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G392-<br>314-016-8       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31254 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G392-<br>314-018-8       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31255 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G392-<br>314-021-10      | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31256 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G853-<br>314-008-3.5     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31257 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G852-<br>314-010-6       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                     | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|--------------------------|------------------------|------|
| QHZB31258 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G852-314-012-6  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31259 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G852-314-014-6  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31260 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G852-314-016-6  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31261 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G852-313-016-6  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31262 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G858-314-012-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31263 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G858-313-012-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31264 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G858-314-014-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31265 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G858-014-8      | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31266 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G858-314-016-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31267 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G858-313-016-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31268 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G859-314-010-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31269 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G859-314-012-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                      | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|---------------------------|------------------------|------|
| QHZB31270 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G859-314-014-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31271 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G859-314-016-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31272 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G859-314-018-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31273 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G859-314-021-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31274 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G859-314-024-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31275 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G859-313-024-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31276 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G860-314-012-5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31277 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G860-313-012-5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31278 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G860-314-012-6.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31279 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G860-313-012-6.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31280 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G860-314-014-5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31281 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G862-314-010-8   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                     | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|--------------------------|------------------------|------|
| QHZB31282 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G862-313-010-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31283 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G862-314-012-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31284 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G862-313-012-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31285 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G862-314-014-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31286 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G862-313-014-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31287 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G862-314-016-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31288 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G862-313-016-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31289 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G863-314-012-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31290 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G863-313-012-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31291 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G863-314-014-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31292 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G863-314-016-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31293 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G863-313-016-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                       | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|----------------------------|------------------------|------|
| QHZB31294 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G864-314-014-12   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31295 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G889-314-009-3.5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31296 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G889-313-009-3.5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31297 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G889-316-009-3.5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31298 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G873-314-014-2    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31299 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G873-313-014-2    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31300 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G874-314-008-3    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31301 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G874-314-010-2    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31302 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G874-314-012-2    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31303 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G874-313-012-2    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31304 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G889-314-010-4    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31305 | 牙科金刚砂车针 | /    | FLAME 火焰形G889M-314-007-2.4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                       | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|----------------------------|------------------------|------|
| QHZB31306 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G884-314-012-6  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31307 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G885-314-012-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31308 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G885-313-012-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31309 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G885-314-014-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31310 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G885-313-014-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31311 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G886-314-012-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31312 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G886-313-014-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31313 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G886-314-014-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31314 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G886-314-016-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31315 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G877-313-010-6  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31316 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G877-314-010-6  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31317 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G877-314-012-6  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                       | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|----------------------------|------------------------|------|
| QHZB31318 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G877-313-012-6  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31319 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G878-314-010-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31320 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G878-314-012-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31321 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G878-313-012-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31322 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G878-314-014-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31323 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G878-314-016-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31324 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G879-314-012-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31325 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G879-313-012-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31326 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G879-314-014-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31327 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G879-313-014-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31328 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G879-314-016-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31329 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G885-314-012-5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |



| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                      | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|---------------------------|------------------------|------|
| QHZB31330 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G839-314-010   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31331 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G839-314-012   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31332 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G839-314-014   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31333 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G835-314-008-3 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31334 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G835-313-008-3 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31335 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G835-314-010-4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31336 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G835-313-010-4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31337 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G835-314-012-4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31338 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G835-313-012-4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31339 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G835-314-014-4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31340 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G835-313-014-4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31341 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G835-314-016-4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                      | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|---------------------------|------------------------|------|
| QHZB31342 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G836-314-012-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31343 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G836-313-012-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31344 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G836-314-014-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31345 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G836-313-014-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31346 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G836-314-016-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31347 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G836-314-018-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31348 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G837-314-012-7 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31349 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G837-313-012-7 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31350 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G837-314-012-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31351 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G837-313-012-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31352 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G837-314-014-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31353 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G837-314-016-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                       | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|----------------------------|------------------------|------|
| QHZB31354 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G837-313-016-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31355 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G837-314-018-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31356 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G842-314-014-12 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31357 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G835R-314-008-3 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31358 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G835R-314-010-4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31359 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G835R-313-010-4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31360 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G835R-314-012-4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31361 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G835R-313-012-4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31362 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G835R-314-014-4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31363 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G835R-313-014-4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31364 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G836R-314-008-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31365 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G836R-313-008-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                       | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|----------------------------|------------------------|------|
| QHZB31366 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G836R-314-010-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31367 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G836R-313-010-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31368 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G836R-314-012-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31369 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G836R-313-012-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31370 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G836R-314-014-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31371 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G836R-313-014-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31372 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G837R-314-012-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31373 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G837R-313-012-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31374 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G837R-314-014-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31375 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G837R-313-014-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31376 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G838-314-009-3  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31377 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G838-313-009-3  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                      | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|---------------------------|------------------------|------|
| QHZB31378 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G838-314-010-4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31379 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G838-313-010-4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31380 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G838-314-012-4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31381 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G838-313-012-4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31382 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G838-313-014-4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31383 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G880-314-012-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31384 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G880-313-012-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31385 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G880-314-014-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31386 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G880-313-014-6 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31387 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G881-314-010-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31388 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G881-313-010-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31389 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G881-314-012-8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                        | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|-----------------------------|------------------------|------|
| QHZB31390 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G881-313-012-8   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31391 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G881-314-014-8   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31392 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G881-313-014-8   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31393 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G881-314-016-8   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31394 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G881-313-016-8   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31395 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G882-314-012-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31396 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G882-314-014-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31397 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G6051-314-018-6  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31398 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G6052-314-018-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31399 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G6053-314-018-10 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31400 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G6054-314-018-6  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31401 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G6055-313-018-8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                         | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|------------------------------|------------------------|------|
| QHZB31402 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G6055-314-018-8   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31403 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G6056-314-018-10  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31404 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G838M-314-007-2.4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31405 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G836-314-016-6    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31406 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G837-314-014-8    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31407 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G880-314-014-6    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31408 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G881-314-016-8    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31409 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G882-314-014-10   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31410 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G886-314-014-10   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31411 | 牙科金刚砂车针 | /    | CYLINDER 柱形G886-314-016-10   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31412 | 牙科金刚砂车针 | /    | PEAR 梨形G830-314-010-2.7      | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31413 | 牙科金刚砂车针 | /    | PEAR 梨形G830-313-010-2.7      | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                       | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|----------------------------|------------------------|------|
| QHZB31414 | 牙科金刚砂车针 | /    | PEAR 梨形G830-314-012-2.7    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31415 | 牙科金刚砂车针 | /    | PEAR 梨形G830-313-012-2.7    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31416 | 牙科金刚砂车针 | /    | PEAR 梨形G830-314-014-2.7    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31417 | 牙科金刚砂车针 | /    | PEAR 梨形G830-313-014-2.7    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31418 | 牙科金刚砂车针 | /    | PEAR 梨形G830-314-016-2.7    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31419 | 牙科金刚砂车针 | /    | PEAR 梨形G830-313-016-2.7    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31420 | 牙科金刚砂车针 | /    | PEAR 梨形G830L-314-010-4     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31421 | 牙科金刚砂车针 | /    | PEAR 梨形G830L-313-010-4     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31422 | 牙科金刚砂车针 | /    | PEAR 梨形G830L-316-010-4     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31423 | 牙科金刚砂车针 | /    | PEAR 梨形G830L-314-012-4     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31424 | 牙科金刚砂车针 | /    | PEAR 梨形G830L-313-313-012-4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31425 | 牙科金刚砂车针 | /    | PEAR 梨形G830L-314-014-5     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |



| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                     | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|--------------------------|------------------------|------|
| QHZB31426 | 牙科金刚砂车针 | /    | PEAR 梨形G830L-313-014-5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31427 | 牙科金刚砂车针 | /    | PEAR 梨形G830L-314-016-5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31428 | 牙科金刚砂车针 | /    | PEAR 梨形G830L-313-016-5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31429 | 牙科金刚砂车针 | /    | PEAR 梨形G830L-314-018-5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31430 | 牙科金刚砂车针 | /    | PEAR 梨形G830L-314-020-5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31431 | 牙科金刚砂车针 | /    | PEAR 梨形G830L-314-026-7   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31432 | 牙科金刚砂车针 | /    | WHEEL 轮形G909-314-040-1.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31433 | 牙科金刚砂车针 | /    | WHEEL 轮形G909-314-045-1.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31434 | 牙科金刚砂车针 | /    | WHEEL 轮形G909-314-055-2   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31435 | 牙科金刚砂车针 | /    | WHEEL 轮形G818-314-025-0.7 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31436 | 牙科金刚砂车针 | /    | WHEEL 轮形G818-314-050-0.7 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31437 | 牙科金刚砂车针 | /    | WHEEL 轮形G828-314-022-1   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                     | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|--------------------------|------------------------|------|
| QHZB31438 | 牙科金刚砂车针 | /    | WHEEL 轮形G828-314-026-1   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31439 | 牙科金刚砂车针 | /    | WHEEL 轮形G828-314-030-1   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31440 | 牙科金刚砂车针 | /    | WHEEL 轮形G834-314-016-6.8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31441 | 牙科金刚砂车针 | /    | WHEEL 轮形G834-314-021-6.8 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31442 | 牙科钨钢车针  | /    | ROUND 球形C1-314-005       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31443 | 牙科钨钢车针  | /    | ROUND 球形C1-314-006       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31444 | 牙科钨钢车针  | /    | ROUND 球形C1-314-008       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31445 | 牙科钨钢车针  | /    | ROUND 球形C1-314-010       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31446 | 牙科钨钢车针  | /    | ROUND 球形C1-314-012       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31447 | 牙科钨钢车针  | /    | ROUND 球形C1-314-014       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31448 | 牙科钨钢车针  | /    | ROUND 球形C1-314-016       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31449 | 牙科钨钢车针  | /    | ROUND 球形C1-314-018       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格                            | 产品型号               | 生产企业                       | 挂网企业 |
|-----------|--------|---------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| QHZB31450 | 牙科钨钢车针 | /                               | ROUND 球形C1-314-021 | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |
| QHZB31451 | 牙科钨钢车针 | /                               | ROUND 球形C1-314-023 | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |
| QHZB31452 | 牙科钨钢车针 | /                               | ROUND 球形S1-314-010 | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |
| QHZB31453 | 牙科钨钢车针 | /                               | ROUND 球形S1-314-014 | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |
| QHZB31454 | 牙科钨钢车针 | /                               | ROUND 球形S1-314-018 | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |
| QHZB31455 | 牙科钨钢车针 | /                               | ROUND 球形S1-314-023 | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |
| QHZB31456 | 牙科钨钢车针 | /                               | ROUND 球形C1-204-005 | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |
| QHZB31457 | 牙科钨钢车针 | /                               | ROUND 球形C1-204-006 | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |
| QHZB31458 | 牙科钨钢车针 | /                               | ROUND 球形C1-204-008 | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |
| QHZB31459 | 牙科钨钢车针 | /                               | ROUND 球形C1-204-010 | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |
| QHZB3146  | 钛夹     | 微型夹\$小型夹\$小/中型夹\$中型夹\$/大型夹\$大型夹 | /                  | 法国 VITALITEC INTERNATIONAL |      |
| QHZB31460 | 牙科钨钢车针 | /                               | ROUND 球形C1-204-012 | 瑞士Coltene/Whaledent AG     |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号                 | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|--------|------|----------------------|------------------------|------|
| QHZB31461 | 牙科钨钢车针 | /    | ROUND 球形C1-204-014   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31462 | 牙科钨钢车针 | /    | ROUND 球形C1-204-016   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31463 | 牙科钨钢车针 | /    | ROUND 球形C1-204-018   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31464 | 牙科钨钢车针 | /    | ROUND 球形C1-204-021   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31465 | 牙科钨钢车针 | /    | ROUND 球形C1-204-023   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31466 | 牙科钨钢车针 | /    | ROUND 球形C1-316-006   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31467 | 牙科钨钢车针 | /    | ROUND 球形C1-316-010   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31468 | 牙科钨钢车针 | /    | ROUND 球形C41-314-010F | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31469 | 牙科钨钢车针 | /    | ROUND 球形C41-314-012F | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31470 | 牙科钨钢车针 | /    | ROUND 球形C41-314-014F | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31471 | 牙科钨钢车针 | /    | ROUND 球形C41-314-018F | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31472 | 牙科钨钢车针 | /    | ROUND 球形C41-314-023F | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号                       | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|--------|------|----------------------------|------------------------|------|
| QHZB31473 | 牙科钨钢车针 | /    | ROUND 球形C41-314-027F       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31474 | 牙科钨钢车针 | /    | ROUND 球形C41-204-018F       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31475 | 牙科钨钢车针 | /    | ROUND 球形CF41-314-014XF     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31476 | 牙科钨钢车针 | /    | ROUND 球形CF41-314-018XF     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31477 | 牙科钨钢车针 | /    | ROUND 球形CF41-314-023XF     | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31478 | 牙科钨钢车针 | /    | ROUND 球形S379-314           | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31479 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C23R-314-009-4.0 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31480 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C23R-314-010-4.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31481 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C23R-314-012-4.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31482 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C23R-314-016-4.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31483 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C23R-204-012-4.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31484 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C23R-204-016-4.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号                         | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|--------|------|------------------------------|------------------------|------|
| QHZB31485 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C23RL-314-009-5.5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31486 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C23RL-314-010-5.8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31487 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C23RL-314-012-5.8  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31488 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C375R-314-010-6.5F | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31489 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C375R-314-016-9.0F | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31490 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形CF247-314-012-4XF  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31491 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C247-314-009-3.5F  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31492 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C247-314-010-3.5F  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31493 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C247-314-012-3.5F  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31494 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形CC33R-314-009-4.0  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31495 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形CC33R-314-010-4.5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31496 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形CC33R-314-012-4.5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格 | 产品型号                        | 生产企业                          | 挂网企业 |
|-----------|--------------|------|-----------------------------|-------------------------------|------|
| QHZB31497 | 牙科钨钢车针       | /    | TAPERED 锥形CX23R-314-010-4.0 | 瑞士Coltene/Whaledent AG        |      |
| QHZB31498 | 牙科钨钢车针       | /    | TAPERED 锥形CX23R-314-012-4.0 | 瑞士Coltene/Whaledent AG        |      |
| QHZB31499 | 牙科钨钢车针       | /    | TAPERED 锥形S856-314-012-8.0  | 瑞士Coltene/Whaledent AG        |      |
| QHZB3150  | 角膜塑形用硬性透气接触镜 | 夜戴型  | 夜戴型                         | 美国 Euclid Systems Corporation |      |
| QHZB31500 | 牙科钨钢车针       | /    | TAPERED 锥形S856-314-014-8.0  | 瑞士Coltene/Whaledent AG        |      |
| QHZB31501 | 牙科钨钢车针       | /    | TAPERED 锥形S856-314-016-8.0  | 瑞士Coltene/Whaledent AG        |      |
| QHZB31502 | 牙科钨钢车针       | /    | TAPERED 锥形S856-314-018-8.0  | 瑞士Coltene/Whaledent AG        |      |
| QHZB31503 | 牙科钨钢车针       | /    | TAPERED 锥形CE152-314-014     | 瑞士Coltene/Whaledent AG        |      |
| QHZB31504 | 牙科钨钢车针       | /    | TAPERED 锥形CE219-314-014     | 瑞士Coltene/Whaledent AG        |      |
| QHZB31505 | 牙科钨钢车针       | /    | TAPERED 锥形CE199EZ-314-016   | 瑞士Coltene/Whaledent AG        |      |
| QHZB31506 | 牙科钨钢车针       | /    | TAPERED 锥形CE151Z-314-016    | 瑞士Coltene/Whaledent AG        |      |
| QHZB31507 | 牙科钨钢车针       | /    | TAPERED 锥形C135-314-014-8.5F | 瑞士Coltene/Whaledent AG        |      |

| 流水号       | 产品名称                                   | 产品规格 | 产品型号                         | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|----------------------------------------|------|------------------------------|------------------------|------|
| QHZB31508 | 牙科钨钢车针                                 | /    | TAPERED 锥形C282K-314-014-8.5F | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31509 | 牙科钨钢车针                                 | /    | TAPERED 锥形C23-314-008-4.0    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB3151  | 角膜塑形用硬性透气接触镜<br>(商品名: オルソ-K (ORTHO-K)) | 无    | 无                            | (日本) 株式会社アルファコーポレーション  |      |
| QHZB31510 | 牙科钨钢车针                                 | /    | TAPERED 锥形C23-314-009-4.0    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31511 | 牙科钨钢车针                                 | /    | TAPERED 锥形C23-314-010-4.5    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31512 | 牙科钨钢车针                                 | /    | TAPERED 锥形C23-314-012-4.5    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31513 | 牙科钨钢车针                                 | /    | TAPERED 锥形C23-314-016-4.5    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31514 | 牙科钨钢车针                                 | /    | TAPERED 锥形C23-204-010-4.5    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31515 | 牙科钨钢车针                                 | /    | TAPERED 锥形C23-204-012-4.5    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31516 | 牙科钨钢车针                                 | /    | TAPERED 锥形C271-314-012-3.5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31517 | 牙科钨钢车针                                 | /    | TAPERED 锥形C23L-314-009-5.5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31518 | 牙科钨钢车针                                 | /    | TAPERED 锥形C23L-314-010-5.7   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |



| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                          | 产品型号                          | 生产企业                                   | 挂网企业 |
|-----------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------|
| QHZB31519 | 牙科钨钢车针    | /                             | TAPERED 锥形C23L-314-012-5.7    | 瑞士Coltene/Whaledent AG                 |      |
| QHZB3152  | 连续性血液净化管路 | multiFiltrate Cassette5016801 | multiFiltrate Cassette5016801 | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| QHZB31520 | 牙科钨钢车针    | /                             | TAPERED 锥形C23L-204-009-5.5    | 瑞士Coltene/Whaledent AG                 |      |
| QHZB31521 | 牙科钨钢车针    | /                             | TAPERED 锥形C33-314-009-4.0     | 瑞士Coltene/Whaledent AG                 |      |
| QHZB31522 | 牙科钨钢车针    | /                             | TAPERED 锥形C33-314-010-4.0     | 瑞士Coltene/Whaledent AG                 |      |
| QHZB31523 | 牙科钨钢车针    | /                             | TAPERED 锥形C33-314-012-4.5     | 瑞士Coltene/Whaledent AG                 |      |
| QHZB31524 | 牙科钨钢车针    | /                             | TAPERED 锥形C33-314-016-4.5     | 瑞士Coltene/Whaledent AG                 |      |
| QHZB31525 | 牙科钨钢车针    | /                             | TAPERED 锥形C33-314-021-5.0     | 瑞士Coltene/Whaledent AG                 |      |
| QHZB31526 | 牙科钨钢车针    | /                             | TAPERED 锥形C33-204-009-4.0     | 瑞士Coltene/Whaledent AG                 |      |
| QHZB31527 | 牙科钨钢车针    | /                             | TAPERED 锥形C33-204-010-4.0     | 瑞士Coltene/Whaledent AG                 |      |
| QHZB31528 | 牙科钨钢车针    | /                             | TAPERED 锥形C33-204-012-4.5     | 瑞士Coltene/Whaledent AG                 |      |
| QHZB31529 | 牙科钨钢车针    | /                             | TAPERED 锥形C33L-314-009-5.5    | 瑞士Coltene/Whaledent AG                 |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号                        | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|--------|------|-----------------------------|------------------------|------|
| QHZB31530 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C33L-314-010-5.5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31531 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C33L-314-012-5.5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31532 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形S6-314-012        | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31533 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形S6-314-016        | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31534 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形S847-314-012-8.0  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31535 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形S847-314-014-8.0  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31536 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形S847-314-016-8.0  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31537 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形S847-314-018-8.0  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31538 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C378-314-014-9.0F | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31539 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C378-314-016-9.0F | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31540 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C378-314-018-9.0F | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31541 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C377-314-010-5.5F | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号                          | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|--------|------|-------------------------------|------------------------|------|
| QHZB31542 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C377-314-012-5.5F   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31543 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C132-314-009-3.5F   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31544 | 牙科钨钢车针 | /    | 锥形C133-314-010-5.5F           | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31545 | 牙科钨钢车针 | /    | 锥形CF375-314-010-5.5XF         | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31546 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形CF375-314-012-5.5XF | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31547 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C135-314-014-8.5F   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31548 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形CF135-314-014-8.5XF | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31549 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形C50-314-012-4.0F    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31550 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形CF50-314-012-3.5XF  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31551 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形CC33-314-009-4.5    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31552 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形CC33-314-010-4.5    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31553 | 牙科钨钢车针 | /    | TAPERED 锥形CC33-314-012-4.5    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称                  | 产品规格                                                                    | 产品型号                        | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------|
| QHZB31554 | 牙科钨钢车针                | /                                                                       | CYLINDER 柱形C207-314-010     | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB31555 | 牙科钨钢车针                | /                                                                       | CYLINDER 柱形C207-314-010     | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB31556 | 牙科钨钢车针                | /                                                                       | CYLINDER 柱形C31-314-009-4.0  | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB31557 | 牙科钨钢车针                | /                                                                       | CYLINDER 柱形C31-314-010-4.5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB31558 | 牙科钨钢车针                | /                                                                       | CYLINDER 柱形C31-314-012-4.5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB31559 | 牙科钨钢车针                | /                                                                       | CYLINDER 柱形C31-314-014-4.5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB3156  | 前路腰椎椎间融合器(商品名: ROI-A) | 正中型P*L, 23*26, H9-19mm, 2-14° \$正中型P*L, 27*30, H9-19mm, 2-14° \$正中型P*L, | IR2007T-IR4446P             | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| QHZB31560 | 牙科钨钢车针                | /                                                                       | CYLINDER 柱形C31-314-016-4.5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB31561 | 牙科钨钢车针                | /                                                                       | CYLINDER 柱形C31-204-009-4.0  | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB31562 | 牙科钨钢车针                | /                                                                       | CYLINDER 柱形C31-204-010-4.5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB31563 | 牙科钨钢车针                | /                                                                       | CYLINDER 柱形C31-204-012-4.5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB31564 | 牙科钨钢车针                | /                                                                       | CYLINDER 柱形C31L-314-009-5.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG   |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号                         | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|--------|------|------------------------------|------------------------|------|
| QHZB31565 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C31L-314-010-5.5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31566 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C31L-314-012-6.0  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31567 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形CC31L-314-009-6.0 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31568 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形CC31L-314-010-6.0 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31569 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形CC31L-314-012-6.0 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31570 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C21-314-009-4.0   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31571 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C21-314-010-4.4   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31572 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C21-314-012-4.5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31573 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C21-314-014-4.5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31574 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C21-314-016-4.5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31575 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C21-204-009-4.0   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31576 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C21-204-010-4.4   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号                        | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|--------|------|-----------------------------|------------------------|------|
| QHZB31577 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C21L-314-010-5.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31578 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C256-314-010-3.0 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31579 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C257-314-012-5.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31580 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C49-314-010-5.5F | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31581 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形S4-314-009       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31582 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形S4-314-010       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31583 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形S4-313-010       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31584 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形S4-314-012       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31585 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C31R-314-009-4.0 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31586 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C31R-314-010-4.0 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31587 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C31R-314-012-4.5 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31588 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C31R-204-010-4.0 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号                           | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|--------|------|--------------------------------|------------------------|------|
| QHZB31589 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C31R-204-012-4.5    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31590 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形CC36RL-314-012-5.5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31591 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形CX21R-314-010-4.0   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31592 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形CX21R-314-012-4.0   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31593 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C21R-314-009-4.0    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31594 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C21R-314-010-4.4    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31595 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C21R-314-012-4.5    | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31596 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形CF287-314-009-3.5XF | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31597 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形CF287-314-010-4.0XF | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31598 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形CC36R-314-009-4.5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31599 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形CC36R-314-010-4.5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31600 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形CC36R-314-012-4.5   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号                         | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|--------|------|------------------------------|------------------------|------|
| QHZB31601 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形S5-314-010        | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31602 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形S5-313-010        | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31603 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形S5-314-012        | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31604 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形S5-313-012        | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31605 | 牙科钨钢车针 | /    | CYLINDER 柱形C345-314-016-4.5F | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31606 | 牙科钨钢车针 | /    | PEAR 梨形C7-314-006-2.0        | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31607 | 牙科钨钢车针 | /    | PEAR 梨形C7-314-008-2.0        | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31608 | 牙科钨钢车针 | /    | PEAR 梨形C7-314-010-2.0        | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31609 | 牙科钨钢车针 | /    | PEAR 梨形C7-314-012-2.0        | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31610 | 牙科钨钢车针 | /    | PEAR 梨形S3-314-008-2.0        | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31611 | 牙科钨钢车针 | /    | PEAR 梨形S3-313-008-2.0        | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31612 | 牙科钨钢车针 | /    | PEAR 梨形S3-314-010-2.0        | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |



| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号                    | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|--------|------|-------------------------|------------------------|------|
| QHZB31613 | 牙科钨钢车针 | /    | PEAR 梨形S3-313-010-2.0   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31614 | 牙科钨钢车针 | /    | PEAR 梨形S3-314-008-3.0   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31615 | 牙科钨钢车针 | /    | PEAR 梨形S3-313-008-3.0   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31616 | 牙科钨钢车针 | /    | PEAR 梨形C7-204-008-2.0   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31617 | 牙科钨钢车针 | /    | PEAR 梨形C7-204-010-2.0   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31618 | 牙科钨钢车针 | /    | PEAR 梨形C7-204-012-2.0   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31619 | 牙科钨钢车针 | /    | PEAR 梨形CC17-314-008-2.0 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31620 | 牙科钨钢车针 | /    | PEAR 梨形CC17-314-010-2.0 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31621 | 牙科钨钢车针 | /    | PEAR 梨形CC17-314-012-2.0 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31622 | 牙科钨钢车针 | /    | PEAR 梨形CC17-316-008-2.0 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31623 | 牙科钨钢车针 | /    | PEAR 梨形C7L-314-010-4.5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31624 | 牙科钨钢车针 | /    | PEAR 梨形C7L-314-012-4.5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号                            | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|--------|------|---------------------------------|------------------------|------|
| QHZB31625 | 牙科钨钢车针 | /    | PEAR 梨形C7L-314-014-4.5          | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31626 | 牙科钨钢车针 | /    | FLAME 火焰形C46-314-014-3.5F       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31627 | 牙科钨钢车针 | /    | FLAME 火焰形C46-314-018-4.0F       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31628 | 牙科钨钢车针 | /    | FLAME 火焰形C46-314-023-4.5F       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31629 | 牙科钨钢车针 | /    | EGG 蛋形CF379-314-018-4.0XF       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31630 | 牙科钨钢车针 | /    | EGG 蛋形C379-314-014-3.5F         | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31631 | 牙科钨钢车针 | /    | EGG 蛋形C379-314-018-4.0F         | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31632 | 牙科钨钢车针 | /    | EGG 蛋形C379-314-023-4.0F         | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31633 | 牙科钨钢车针 | /    | INVERTED CONE 倒锥形C2-314-006-0.7 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31634 | 牙科钨钢车针 | /    | INVERTED CONE 倒锥形C2-314-008-1.0 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31635 | 牙科钨钢车针 | /    | INVERTED CONE 倒锥形C2-314-010-1.2 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31636 | 牙科钨钢车针 | /    | INVERTED CONE 倒锥形C2-314-012-1.4 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号                                  | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|--------|------|---------------------------------------|------------------------|------|
| QHZB31637 | 牙科钨钢车针 | /    | INVERTED CONE 倒锥形<br>C2-314-014-1.4   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31638 | 牙科钨钢车针 | /    | INVERTED CONE 倒锥形<br>C2-314-016-1.6   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31639 | 牙科钨钢车针 | /    | INVERTED CONE 倒锥形<br>C2-314-018-1.9   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31640 | 牙科钨钢车针 | /    | INVERTED CONE 倒锥形<br>C245-314-008-3.0 | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31641 | 牙科钨钢车针 | /    | INVERTED CONE 倒锥形<br>S2-314-008       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31642 | 牙科钨钢车针 | /    | INVERTED CONE 倒锥形<br>S2-314-010       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31643 | 牙科钨钢车针 | /    | INVERTED CONE 倒锥形<br>S2-314-014       | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31644 | 牙科钨钢车针 | /    | INVERTED CONE 倒锥形<br>C2-204-006-0.7   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31645 | 牙科钨钢车针 | /    | INVERTED CONE 倒锥形<br>C2-204-008-1.0   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31646 | 牙科钨钢车针 | /    | INVERTED CONE 倒锥形<br>C2-204-010-1.2   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31647 | 牙科钨钢车针 | /    | INVERTED CONE 倒锥形<br>C2-204-012-1.4   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB31648 | 牙科钨钢车针 | /    | INVERTED CONE 倒锥形<br>C2-204-014-1.4   | 瑞士Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格          | 产品型号                                    | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|-----------|----------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| QHZB31649 | 牙科钨钢车针   | /             | INVERTED CONE 倒锥形<br>C245-204-008-3.0   | 瑞士Coltene/Whaledent AG                     |      |
| QHZB31650 | 牙科钨钢车针   | /             | INVERTED CONE 倒锥形<br>CC31RL-314-012-6.0 | 瑞士Coltene/Whaledent AG                     |      |
| QHZB31651 | 牙科钨钢车针   | /             | INVERTED CONE 倒锥形<br>CC31R-314-008-3.5  | 瑞士Coltene/Whaledent AG                     |      |
| QHZB31652 | 牙科钨钢车针   | /             | INVERTED CONE 倒锥形<br>C47L-314-012-5.0F  | 瑞士Coltene/Whaledent AG                     |      |
| QHZB31873 | 巴德疝修补补片  | 10.8cm*16cm   | 115311                                  | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31874 | 巴德疝修补补片  | 12.4cm*17.3cm | 115312                                  | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31875 | 巴德疝修补补片  | 10.8cm*16cm   | 115321                                  | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31876 | 巴德疝修补补片  | 12.4cm*17.3cm | 115322                                  | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31877 | 巴德疝修补网织片 | 直径7.6cm       | 115808                                  | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31878 | 巴德疝修补网织片 | 直径10.2cm      | 115810                                  | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31879 | 巴德疝修补网织片 | 直径11.4m       | 115812                                  | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31880 | 巴德疝修补网织片 | 8.0cm*12.0cm  | 115814                                  | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格          | 产品型号   | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|-----------|------------|---------------|--------|---------------------------------------------|------|
| QHZB31881 | 巴德疝修补网织片   | 9.5cm*13.0cm  | 115816 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31882 | 疝修补平片及预裁补片 | 2.5cm*10.0cm  | 112640 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31883 | 疝修补平片及预裁补片 | 5.0cm*10.0cm  | 112650 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31884 | 疝修补平片及预裁补片 | 26cm*36.0cm   | 112660 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31885 | 疝修补平片及预裁补片 | 5.0cm*31.0cm  | 112670 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31886 | 疝修补平片及预裁补片 | 7.6cm*15.0cm  | 112680 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31887 | 疝修补平片及预裁补片 | 15.0cm*15.0cm | 112720 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31888 | 疝修补平片及预裁补片 | 4.5cm*10cm    | 112700 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31889 | 疝修补平片及预裁补片 | 4.5cm*10cm    | 112710 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31890 | 疝修补平片及预裁补片 | 5.9cm*13.7cm  | 113700 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31891 | 疝修补平片及预裁补片 | 5.9cm*13.7cm  | 113710 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31892 | 轻量大网孔疝修补平片 | 5cm*10cm      | 117008 | 美国Daval Inc. , Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称                | 产品规格                 | 产品型号   | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|-----------|---------------------|----------------------|--------|--------------------------------------------|------|
| QHZB31893 | 轻量大网孔疝修补平片          | 7.5cm*15cm           | 117009 | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31894 | 轻量大网孔疝修补平片          | 10cm*15cm            | 117010 | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31895 | 轻量大网孔疝修补平片          | 15cm*15cm            | 117011 | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31896 | 轻量大网孔疝修补平片          | 4.5cm*15cm           | 117012 | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31897 | 轻量大网孔疝修补平片带有<br>钥匙孔 | 4.5cm*15cm （孔直径为1cm） | 117013 | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31898 | 轻量大网孔疝修补平片          | 6cm*13.7cm           | 117014 | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31899 | 轻量大网孔疝修补平片带有<br>钥匙孔 | 6cm*13.7m （孔直径为1cm）  | 117015 | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31900 | 腹腔镜专用切口疝补片          | 25.4cm*33cm          | 123113 | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31901 | 腹腔镜专用切口疝补片          | 25.4cm*35.6cm        | 123114 | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31902 | 腹腔镜专用切口疝补片          | 10.2cm*15.2cm        | 123460 | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31903 | 腹腔镜专用切口疝补片          | 15.2cm*20.3cm        | 123680 | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QHZB31904 | 腹腔镜专用切口疝补片          | 17.8cm*22.9cm        | 123790 | 美国Daval Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格                    | 产品型号       | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|-----------|------------|-------------------------|------------|------------------------------------------|------|
| QHZB31905 | 腹腔镜专用切口疝补片 | 20.3cm*25.4cm           | 123810     | 美国Davol Inc.，Subsidiary of C.R.Bard，Inc. |      |
| QHZB31906 | 固定系统       | 内含15个固定件，带固定指示器         | 113119     | 美国Davol Inc.，Subsidiary of C.R.Bard，Inc. |      |
| QHZB31907 | 固定系统       | 内含30个固定件，带固定指示器         | 113120     | 美国Davol Inc.，Subsidiary of C.R.Bard，Inc. |      |
| QHZB31908 | 疝环充填补片（网塞） | 4.1cm*4.8               | 112770     | 美国Davol Inc.，Subsidiary of C.R.Bard，Inc. |      |
| QHZB31909 | 疝环充填补片（网塞） | 3.8cm*5.0cm             | 112780     | 美国Davol Inc.，Subsidiary of C.R.Bard，Inc. |      |
| QHZB31910 | 疝环充填补片（网塞） | 4.1cm*4.8               | 112970     | 美国Davol Inc.，Subsidiary of C.R.Bard，Inc. |      |
| QHZB31911 | 疝环充填补片（网塞） | 3.8cm*5.0cm             | 112980     | 美国Davol Inc.，Subsidiary of C.R.Bard，Inc. |      |
| QHZB32037 | 吸潮纸尖       | G-22                    | GAPA-ISO   | 天津加发医疗器械有限公司                             |      |
| QHZB32038 | 吸潮纸尖       | G-22                    | GAPA-GPT   | 天津加发医疗器械有限公司                             |      |
| QHZB32083 | 托槽定位器      | 3.5mm 4.0mm 4.5mm 5.0mm | 星型         | 杭州新亚齿科材料有限公司                             |      |
| QHZB32084 | 口角拉钩       | 2*1                     | 儿童 可高温高压消毒 | 杭州新亚齿科材料有限公司                             |      |
| QHZB32085 | 口角拉钩       | 2*1                     | 成人 可高温高压消毒 | 杭州新亚齿科材料有限公司                             |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格 | 产品型号                      | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|--------------|------|---------------------------|---------------|------|
| QHZN32086 | 口角拉钩         | 1*1  | 侧方拉钩可高温高压消毒               | 杭州新亚齿科材料有限公司  |      |
| QHZN32087 | 口角拉钩         | 2*1  | 口唇拉钩可高温高压消毒               | 杭州新亚齿科材料有限公司  |      |
| QHZN32088 | 口内反光镜        | 2*1  | 单面普通套装（105～106）           | 杭州新亚齿科材料有限公司  |      |
| QHZN32089 | 口内反光镜        | 4*1  | 单面普通套装（101～104）           | 杭州新亚齿科材料有限公司  |      |
| QHZN32090 | 口内反光镜        | 1*1  | 单面普通（101/102/103/104/105/ | 杭州新亚齿科材料有限公司  |      |
| QHZN32091 | 口内反光镜        | 4*1  | 双面镀膜套装（101～104）           | 杭州新亚齿科材料有限公司  |      |
| QHZN32092 | 口内反光镜        | 1*1  | 双面镀膜（101/102/103/104/105/ | 杭州新亚齿科材料有限公司  |      |
| QHZN32131 | 一次性使用球囊扩充压力泵 | BID  | BID                       | 深圳市顺美医疗科技有限公司 |      |
| QHZN32133 | 舌侧保持片        | 2*1  | 上颌 38# 40# 42# 45# 47#    | 杭州新亚齿科材料有限公司  |      |
| QHZN32134 | 舌侧保持片        | 2*1  | 下颌 29# 31# 33# 35# 37#    | 杭州新亚齿科材料有限公司  |      |
| QHZN32135 | 螺旋扩弓器        | /    | 迷你型                       | 杭州新亚齿科材料有限公司  |      |
| QHZN32136 | 螺旋扩弓器        | /    | 标准型\$支架型                  | 杭州新亚齿科材料有限公司  |      |



| 流水号       | 产品名称      | 产品规格           | 产品型号                                                         | 生产企业                       | 挂网企业 |
|-----------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| QHZB32137 | 螺旋扩弓器     | /              | 支架A型                                                         | 杭州新亚齿科材料有限公司               |      |
| QHZB32148 | 舌侧扣       | 10*1           | 纽扣粘接型1#/2# /3# /4#                                           | 杭州新亚齿科材料有限公司               |      |
| QHZB32155 | 缝隙封闭糊剂    | 1.2ml/支        | OraSeal caulking                                             | 美国Ultradent Products, Inc. |      |
| QHZB32157 | 牙齿美白胶     | 1.2ml/支        | Opalescence PF<br>10%\$Opalescence PF<br>15%\$Opalescence PF | 美国Ultradent Products, Inc. |      |
| QHZB32158 | 牙齿美白胶     | 1.2ml/支        | PF 40%                                                       | 美国Ultradent Products, Inc. |      |
| QHZB32171 | 腹透管路夹     | /              | SPC4527                                                      | 爱尔兰Baxter Healthcare S.A.  |      |
| QHZB32175 | 口腔用一次性注射针 | 27G*30mm*100支  | 27G*30mm                                                     | 日本NIPRO医工株式会社              |      |
| QHZB32176 | 口腔用一次性注射针 | 30G*21mm*100支  | 30G*21mm                                                     | 日本NIPRO医工株式会社              |      |
| QHZB32177 | 口腔用一次性注射针 | 30G*16mm*100支  | 30G*16mm                                                     | 日本NIPRO医工株式会社              |      |
| QHZB32200 | 复合树脂纤维    | 厚0.1mm，面积30cm2 | everStick NET                                                | GC Europe N.V.             |      |
| QHZB32201 | 复合树脂纤维    | 直径0.9mm        | everStick POST0.9                                            | GC Europe N.V.             |      |
| QHZB32202 | 复合树脂纤维    | 直径1.2mm        | everStick POST1.2                                            | GC Europe N.V.             |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                                     | 产品型号                  | 生产企业                                                                  | 挂网企业 |
|-----------|-----------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| QHZB32203 | 复合树脂纤维    | 直径1.5mm                                  | everStick POST1.5     | GC Europe N.V.                                                        |      |
| QHZB32206 | 齿科水门汀     | 粉：30g，液：10ml（套装）                         | HI DENSE XP\$HI DENSE | Advanced Healthcare Limited                                           |      |
| QHZB32207 | 根管充填及修复材料 | /                                        | IRSP 08K1-1           | Innovative Bioceramix, Inc.                                           |      |
| QHZB32208 | 根管充填及修复材料 | /                                        | IRBPP 4610 U5-        | Innovative Bioceramix, Inc.                                           |      |
| QHZB32212 | 固位纤维      | 8条                                       | 50*2.5*0.15mm/条       | 法国碧兰公司 (Produits Dentaires Pierre Rolland SAS Acteon Pharma Division) |      |
| QHZB32222 | 复合树脂纤维    | 12cm：2根/袋                                | everStick C & B       | GC Europe N.V.                                                        |      |
| QHZB32223 | 复合树脂纤维    | 12cm：2根/袋                                | everStick PERIO       | GC Europe N.V.                                                        |      |
| QHZB32224 | 复合树脂纤维    | 12cm：2根/袋                                | everStick ORTHO       | GC Europe N.V.                                                        |      |
| QHZB32237 | 腹透机管路     | /                                        | 5C4469C               | 美国Baxter Healthcare Corporation                                       |      |
| QHZB3226  | 子宫角套管     | J-NCS-504070\$J-NCS-503500\$J-NCS-503570 | /                     | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                                           |      |
| QHZB32265 | 抓捕器       | /                                        | Snare-II 15           | 上海普实医疗器械科技有限公司                                                        |      |
| QHZB32266 | 抓捕器       | /                                        | Snare-II 25           | 上海普实医疗器械科技有限公司                                                        |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                                                            | 产品型号                                                                        | 生产企业                                      | 挂网企业 |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|
| QHZB3227  | 眼科手术刀     | 15度\$3.2mm扩口刀\$5.5mm扩口刀<br>\$2.2隧道刀\$20G矛型刀                     | /                                                                           | 美国 Surgical Specialties Corporation       |      |
| QHZB3228  | 内窥镜手术手动工具 | 缝线传输器, 4/盒                                                      |                                                                             | 美国 Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB3229  | 内窥镜手术手动工具 | ACCU PASS 自动连续传递缝合勾<br>177mm, 新月形, 灭菌包装\$ACCU<br>PASS 自动连续传递缝合勾 | 7210427\$72200418\$722<br>01076\$7210423\$721042<br>4\$7210425\$7210426\$72 | 美国 Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB3230  | 内窥镜手术手动工具 | 4.5mm 骨钻                                                        |                                                                             | 美国 Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB3231  | 内窥镜手术手动工具 | 弯形缝合器                                                           |                                                                             | 美国 Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB3232  | 内窥镜手术手动工具 | 5.0 mm锥形闭孔器, 蓝色, 与<br>72201742联用                                |                                                                             | 美国 Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB32327 | 转移帽       | 直径D1=3.5mm 直径D2=4.3mm 长<br>度L1=16.5mm 部分长度H1=1.2mm              | SEIN400                                                                     | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32328 | 转移帽       | 直径D1=4.1mm 直径D2=4.3mm 长<br>度L1=16.5mm 部分长度H1=1.2mm              | REIN500                                                                     | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32329 | 转移帽       | 直径D1=5mm 直径D2=5.3mm 长度<br>L1=16.5mm 部分长度H1=1.2mm                | TEIN600                                                                     | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB3233  | 内窥镜手术手动工具 | 缝线固定纽扣, 17mm                                                    |                                                                             | 美国 Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB32330 | 转移帽       | 直径D1=3.5mm 直径D2=4.3mm 长<br>度L1=13mm 部分长度H1=2.423mm              | SEIH400                                                                     | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32331 | 转移帽       | 直径D1=4.1mm 直径D2=4.3mm 长<br>度L1=13mm 部分长度H1=2.723mm              | REIH500                                                                     | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                                            | 产品型号    | 生产企业                                      | 挂网企业 |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|------|
| QHZB32332 | 转移帽       | 直径D1=5mm 直径D2=5.3mm 长度L1=13mm 部分长度H1=2.723mm    | TEIH600 | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32333 | 转移帽       | 直径D1=4.8mm 直径D2=3.4mm 长度L1=9.4mm 部分长度H1=3.313mm | RIEH480 | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32334 | 转移帽       | 直径D1=3.8mm 直径D2=4.5mm 长度L1=12mm                 | SIUN400 | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32335 | 转移帽       | 直径D1=3.8mm 直径D2=4.5mm 长度L1=12mm                 | SIUH400 | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32336 | 转移帽       | 直径D1=4.8mm 直径D2=5.4mm 长度L1=12mm                 | RIUN500 | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32337 | 转移帽       | 直径D1=4.8mm 直径D2=5.4mm 长度L1=12mm                 | RIUH500 | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32338 | 转移帽       | 直径D1=5.8mm 直径D2=5.4mm 长度L1=12mm                 | RIUN600 | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32339 | 转移帽       | 直径D1=5.8mm 直径D2=5.4mm 长度L1=12mm                 | RIUH600 | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB3234  | 内窥镜手术手动工具 | 2.4 mm x 17" (43 cm) 尖导针                        |         | 美国 Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB32340 | 转移帽       | 直径D1=5.8mm 直径D2=5.4mm 长度L1=12mm                 | TIUN600 | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32341 | 转移帽       | 直径D1=5.8mm 直径D2=5.4mm 长度L1=12mm                 | TIUH600 | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32342 | 转移帽       | 直径D1=4.5mm 直径D2=2.9mm 长度L1=9mm                  | RITS450 | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                                         | 产品型号     | 生产企业                                      | 挂网企业 |
|-----------|-----------|----------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|------|
| QHZB32343 | 转移帽       | 直径D1=4.8mm 直径D2=4.5mm 长度L1=8mm               | RITE480  | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32344 | 转移帽       | 直径D1=4.8mm 直径D2=3.4mm 长度L1=9.4mm             | RIEN480  | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32345 | 转移帽       | 直径D1=5.5mm 直径D2=4mm 长度L1=10.9mm              | EXIC001  | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32346 | 转移帽       | 直径D1=1.4mm 直径D2=3.4mm 长度L1=14mm              | EXIC002  | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32347 | 转移帽       | 直径D1=4.8mm 直径D2=4.4mm 长度L1=12mm              | EXIC003  | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32348 | 转移帽       | 直径D1=5.5mm 直径D2=4mm 长度L1=10mm                | RIOH100  | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32349 | 转移帽       | 直径D1=5.5mm 直径D2=4mm 长度L1=10mm                | RION100  | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB3235  | 内窥镜手术手动工具 | MMII缝合一次性套装                                  |          | 美国 Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB32350 | 转移帽       | 直径D1=4mm 直径D2=3.8mm 长度L1=16.5mm 部分长度H1=1.2mm | EPIT100  | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32351 | 转移帽       | 直径D1=3mm 直径D2=1.6mm 长度L1=13.15mm             | EPIPS100 | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32352 | 转移帽       | 直径D1=2.2mm 直径D2=1.6mm 长度L1=13mm              | EPIT200  | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32353 | 转移帽       | 直径D1=3mm 直径D2=1.6mm 长度L1=13mm                | EPIPS200 | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                                            | 产品型号      | 生产企业                                      | 挂网企业 |
|-----------|-----------|-------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------|------|
| QHZB32354 | 转移帽       | 直径D1=3.4mm 直径D2=2mm 长度L1=13.5mm                 | EPIPR200  | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32355 | 转移帽       | 直径D1=5.2mm 直径D2=3.2mm 长度L1=15.35mm 部分长度H1=1.2mm | ARII100   | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32356 | 转移帽       | 直径D1=2.5mm 直径D2=5mm 长度L1=13.45mm                | ARII200   | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32357 | 转移帽       | 直径D1=5mm 直径D2=2.5mm 长度L1=13.45mm                | ARII300   | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32358 | 转移帽       | 直径D1=3.9mm 直径D2=2.5mm 长度L1=13.5mm               | ARII400   | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32359 | 转移帽       | 直径D1=3.4mm 直径D2=2mm 长度L1=13.9mm                 | EPIPR100  | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB3236  | 内窥镜手术手动工具 | TFCC修补系统                                        |           | 美国 Smith & Nephew Inc. Endoscopy Division |      |
| QHZB32360 | 转移帽       | 直径D1=1.5mm 直径D2=3.5mm 长度L1=13.1mm 部分长度H1=1.2mm  | AMIC3506S | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32361 | 转移帽       | 直径D1=1.5mm 直径D2=3.5mm 长度L1=17.1mm 部分长度H1=1.2mm  | AMIC3510M | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32362 | 转移帽       | 直径D1=1.5mm 直径D2=3.5mm 长度L1=21.1mm 部分长度H1=1.2mm  | AMIC3514L | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32363 | 转移帽       | 直径D1=3.4mm 直径D2=4.8mm 长度L1=17.1mm 部分长度H1=1.2mm  | REIN500I  | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |
| QHZB32364 | 转移帽       | 直径D1=3.8mm 直径D2=4.5mm 长度L1=12mm                 | SIUN400   | MegaGen Implant Co., Ltd                  |      |

| 流水号       | 产品名称               | 产品规格                                         | 产品型号       | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------|------------|--------------------------|------|
| QHZB32365 | 转移帽                | 直径D1=3.5mm 直径D2=4.8mm 长度L1=7.5mm 角度A=2.405mm | AEXICH5307 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32366 | 转移帽                | 直径D1=3.5mm 直径D2=4.8mm 长度L1=12mm 角度A=2.405mm  | AEXICH5312 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32367 | 转移帽                | 直径D1=4.1mm 直径D2=4.8mm 长度L1=7.5mm 角度A=2.705mm | AEXICH5407 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32368 | 转移帽                | 直径D1=4.1mm 直径D2=4.8mm 长度L1=12mm 角度A=2.705mm  | AEXICH5412 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32369 | 转移帽                | 直径D1=4.1mm 直径D2=5.8mm 长度L1=7.5mm 角度A=2.705mm | AEXICH6407 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB3237  | 推结剪线器(商品名:滑动推结剪线器) |                                              |            | 美国 Smith & Nephew, Inc.  |      |
| QHZB32370 | 转移帽                | 直径D1=4.1mm 直径D2=5.8mm 长度L1=12mm 角度A=2.705mm  | AEXICH6412 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32371 | 转移帽                | 直径D1=3.5mm 直径D2=4.8mm 长度L1=7.5mm             | AEXICN5307 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32372 | 转移帽                | 直径D1=3.5mm 直径D2=4.8mm 长度L1=12mm              | AEXICN5312 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32373 | 转移帽                | 直径D1=4.1mm 直径D2=4.8mm 长度L1=7.5mm             | AEXICN5407 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32374 | 转移帽                | 直径D1=4.1mm 直径D2=4.8mm 长度L1=12mm              | AEXICN5412 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32375 | 转移帽                | 直径D1=4.1mm 直径D2=5.8mm 长度L1=7.5mm             | AEXICN6407 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格                                             | 产品型号       | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------|------|
| QHZB32376 | 转移帽  | 直径D1=4.1mm 直径D2=5.8mm 长度L1=12mm                  | AEXICN6412 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32377 | 转移帽  | 直径D1=2.95mm 直径D2=4mm 长度L1=16.6mm                 | AANITN4012 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32378 | 转移帽  | 直径D1=2.95mm 直径D2=4.8mm 长度L1=16.6mm               | AANITN5012 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32379 | 转移帽  | 直径D1=2.95mm 直径D2=4mm 长度L1=20.6mm                 | AANITN4016 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32380 | 转移帽  | 直径D1=4mm 直径D2=2.15mm 长度L1=11.9mm 部分长度H1=2.3mm    | AANITH4012 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32381 | 转移帽  | 直径D1=4mm 直径D2=2.15mm 长度L1=15.9mm 部分长度H1=2.3mm    | AANITH4016 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32382 | 转移帽  | 直径D1=4.8mm 直径D2=2.15mm 长度L1=11.9mm 部分长度H1=2.3mm  | AANITH5012 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32383 | 转移帽  | 直径D1=3.6mm 直径D2=5.8mm 长度L1=16.6mm                | AANITN6012 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32384 | 转移帽  | 直径D1=3.6mm 直径D2=6.8mm 长度L1=16.6mm                | AANITN7012 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32385 | 转移帽  | 直径D1=4.2mm 直径D2=2.908mm 长度L1=11.9mm 部分长度H1=2.3mm | AANITH6012 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32386 | 转移帽  | 直径D1=4.7mm 直径D2=2.908mm 长度L1=11.9mm 部分长度H1=2.3mm | AANITH7012 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32387 | 转移帽  | 直径D1=3.8mm 直径D2=2.15mm 长度L1=9.4mm                | AANIPN4007 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |



| 流水号       | 产品名称 | 产品规格                                                   | 产品型号       | 生产企业                        | 挂网企业 |
|-----------|------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------|
| QHZB32388 | 转移帽  | 直径D1=3.8mm 直径D2=2.15mm<br>长度L1=14.4mm                  | AANIPN4012 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32389 | 转移帽  | 直径D1=4.8mm 直径D2=2.15mm<br>长度L1=9.4mm                   | AANIPN5007 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB3239  | 标准钻头 | 649614L\$649618L                                       | /          | 德国 Karl Storz GmbH & Co. KG |      |
| QHZB32390 | 转移帽  | 直径D1=4.8mm 直径D2=2.15mm<br>长度L1=14.4mm                  | AANIPN5012 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32391 | 转移帽  | 直径D1=5.8mm 直径D2=2.15mm<br>长度L1=9.4mm                   | AANIPN6007 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32392 | 转移帽  | 直径D1=5.8mm 直径D2=2.15mm<br>长度L1=14.4mm                  | AANIPN6012 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32393 | 转移帽  | 直径D1=6.8mm 直径D2=2.15mm<br>长度L1=9.4mm                   | AANIPN7007 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32394 | 转移帽  | 直径D1=6.8mm 直径D2=2.15mm<br>长度L1=14.4mm                  | AANIPN7012 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32395 | 转移帽  | 直径D1=3.8mm 直径D2=2.15mm<br>长度L1=9.4mm 部分长度<br>H1=2.3mm  | AANIPH4007 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32396 | 转移帽  | 直径D1=3.8mm 直径D2=2.15mm<br>长度L1=14.4mm 部分长度<br>H1=2.3mm | AANIPH4012 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32397 | 转移帽  | 直径D1=4.8mm 直径D2=2.15mm<br>长度L1=9.4mm 部分长度<br>H1=2.3mm  | AANIPH5007 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32398 | 转移帽  | 直径D1=4.8mm 直径D2=2.15mm<br>长度L1=14.4mm 部分长度<br>H1=2.3mm | AANIPH5012 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格                                                   | 产品型号       | 生产企业                        | 挂网企业 |
|-----------|-------|--------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------|
| QHZB32399 | 转移帽   | 直径D1=5.8mm 直径D2=2.15mm<br>长度L1=9.4mm 部分长度<br>H1=2.3mm  | AANIPH6007 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB3240  | 细晶粒钻头 | 649731L\$649731K                                       | /          | 德国 Karl Storz GmbH & Co. KG |      |
| QHZB32400 | 转移帽   | 直径D1=5.8mm 直径D2=2.15mm<br>长度L1=14.4mm 部分长度<br>H1=2.3mm | AANIPH6012 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32401 | 转移帽   | 直径D1=6.8mm 直径D2=2.15mm<br>长度L1=9.4mm 部分长度<br>H1=2.3mm  | AANIPH7007 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32402 | 转移帽   | 直径D1=6.8mm 直径D2=2.15mm<br>长度L1=14.4mm 部分长度<br>H1=2.3mm | AANIPH7012 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32403 | 转移帽   | 直径D1=4mm 直径D2=3.4mm 长度<br>L1=12.2mm 部分长度H1=2.5mm       | IT4012H    | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32404 | 转移帽   | 直径D1=4mm 直径D2=3.4mm 长度<br>L1=16.2mm 部分长度H1=2.5mm       | IT4016H    | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32405 | 转移帽   | 直径D1=4.5mm 直径D2=3.4mm 长<br>度L1=12.2mm 部分长度H1=2.5mm     | IT4512H    | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32406 | 转移帽   | 直径D1=4.5mm 直径D2=3.4mm 长<br>度L1=16.2mm 部分长度H1=2.5mm     | IT4516H    | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32407 | 转移帽   | 直径D1=5.5mm 直径D2=3.4mm 长<br>度L1=12.2mm 部分长度H1=2.5mm     | IT5512H    | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32408 | 转移帽   | 直径D1=5.5mm 直径D2=3.4mm 长<br>度L1=16.2mm 部分长度H1=2.5mm     | IT5516H    | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32409 | 转移帽   | 直径D1=6.5mm 直径D2=3.4mm 长<br>度L1=12.2mm 部分长度H1=2.5mm     | IT6512H    | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格                                           | 产品型号     | 生产企业                        | 挂网企业 |
|-----------|-------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------|
| QHZB3241  | 横割纹钻头 | 649640HK\$649614HK                             | /        | 德国 Karl Storz GmbH & Co. KG |      |
| QHZB32410 | 转移帽   | 直径D1=6.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=16.2mm 部分长度H1=2.5mm | IT6516H  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32411 | 转移帽   | 直径D1=4mm 直径D2=3.4mm 长度L1=18.3mm                | IT4012N  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32412 | 转移帽   | 直径D1=4mm 直径D2=3.4mm 长度L1=22.3mm                | IT4016N  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32413 | 转移帽   | 直径D1=4.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=18.3mm              | IT4512N  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32414 | 转移帽   | 直径D1=4.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=22.3mm              | IT4516N  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32415 | 转移帽   | 直径D1=5.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=18.3mm              | IT5512N  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32416 | 转移帽   | 直径D1=5.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=22.3mm              | IT5516N  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32417 | 转移帽   | 直径D1=6.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=18.3mm              | IT6512N  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32418 | 转移帽   | 直径D1=6.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=22.3mm              | IT6516N  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32419 | 转移帽   | 直径D1=4mm 直径D2=3.4mm 长度L1=18.3mm 部分长度H1=1.2mm   | IT4012NH | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB3242  | 粗晶粒钻头 | 649723GK\$649750GK                             | /        | 德国 Karl Storz GmbH & Co. KG |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格                                           | 产品型号     | 生产企业                        | 挂网企业 |
|-----------|--------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------|
| QHZB32420 | 转移帽    | 直径D1=4mm 直径D2=3.4mm 长度L1=22.3mm 部分长度H1=1.2mm   | IT4016NH | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32421 | 转移帽    | 直径D1=4.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=18.3mm 部分长度H1=1.2mm | IT4512NH | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32422 | 转移帽    | 直径D1=4.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=22.3mm 部分长度H1=1.2mm | IT4516NH | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32423 | 转移帽    | 直径D1=5.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=18.3mm 部分长度H1=1.2mm | IT5512NH | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32424 | 转移帽    | 直径D1=5.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=22.3mm 部分长度H1=1.2mm | IT5516NH | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32425 | 转移帽    | 直径D1=6.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=18.3mm 部分长度H1=1.2mm | IT6512NH | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32426 | 转移帽    | 直径D1=6.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=22.3mm 部分长度H1=1.2mm | IT6516NH | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32427 | 转移帽    | 直径D1=4mm 直径D2=3.4mm 长度L1=14.7mm 部分长度H1=2.5mm   | IP4012H  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32428 | 转移帽    | 直径D1=4mm 直径D2=3.4mm 长度L1=18.7mm 部分长度H1=2.5mm   | IP4016H  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32429 | 转移帽    | 直径D1=5.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=9.7mm 部分长度H1=2.5mm  | IP5507H  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB3243  | 细横割纹钻头 | 261010\$261014                                 | /        | 德国 Karl Storz GmbH & Co. KG |      |
| QHZB32430 | 转移帽    | 直径D1=5.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=14.7mm 部分长度H1=2.5mm | IP5512H  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格                                                   | 产品型号        | 生产企业                        | 挂网企业 |
|-----------|--------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| QHZB32431 | 转移帽    | 直径D1=3.5mm 直径D2=2.38mm<br>长度L1=14.2mm 部分长度<br>H1=1.7mm | MIIP3512H   | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32432 | 转移帽    | 直径D1=3.5mm 直径D2=2.38mm<br>长度L1=18.2mm 部分长度<br>H1=1.7mm | MIIP3516H   | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32433 | 转移帽    | 直径D1=3.5mm 直径D2=2.38mm<br>长度L1=13.8mm                  | MIIP3512N   | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32434 | 转移帽    | 直径D1=3.5mm 直径D2=2.38mm<br>长度L1=17.8mm                  | MIIP3516N   | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32435 | 转移帽    | 直径D1=3.5mm 直径D2=2.38mm<br>长度L1=12.2mm 部分长度<br>H1=1.7mm | MIIT3512H   | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32436 | 转移帽    | 直径D1=3.5mm 直径D2=2.38mm<br>长度L1=16.2mm 部分长度<br>H1=1.7mm | MIIT3516H   | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32437 | 转移帽    | 直径D1=3.5mm 直径D2=2.38mm<br>长度L1=15.9mm                  | MIIT3512N   | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32438 | 转移帽    | 直径D1=3.5mm 直径D2=2.38mm<br>长度L1=19.9mm                  | MIIT3516N   | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32439 | 转移帽    | 直径D1=2.95mm 直径D2=4mm 长<br>度L1=16.6mm 部分长度H1=1.2mm      | AANITN4012H | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB3244  | 粗横割纹钻头 | 261123\$261131                                         | /           | 德国 Karl Storz GmbH & Co. KG |      |
| QHZB32440 | 转移帽    | 直径D1=2.95mm 直径D2=4.8mm<br>长度L1=20.6mm 部分长度<br>H1=1.2mm | AANITN4016H | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32441 | 转移帽    | 直径D1=2.95mm 直径D2=4mm 长<br>度L1=16.6mm 部分长度H1=1.2mm      | AANITN5012H | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格                                                   | 产品型号        | 生产企业                        | 挂网企业 |
|-----------|------|--------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------|------|
| QHZB32442 | 转移帽  | 直径D1=2.95mm 直径D2=4.8mm<br>长度L1=20.6mm 部分长度<br>H1=1.2mm | AANITN5016H | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32443 | 转移帽  | 直径D1=2.95mm 直径D2=4mm 长<br>度L1=20.6mm                   | AANITN4016  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32444 | 转移帽  | 直径D1=2.95mm 直径D2=4.8mm<br>长度L1=20.6mm                  | AANITN5016  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32445 | 转移帽  | 直径D1=3.8mm 直径D2=2.15mm<br>长度L1=18.4mm                  | AANIPN4016  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32446 | 转移帽  | 直径D1=4mm 直径D2=2.15mm 长<br>度L1=15.9mm 部分长度H1=2.3mm      | AANITH4016  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32447 | 转移帽  | 直径D1=4.8mm 直径D2=2.15mm<br>长度L1=15.9mm 部分长度<br>H1=2.3mm | AANITH5016  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32448 | 转移帽  | 直径D1=3.8mm 直径D2=2.15mm<br>长度L1=18.4mm 部分长度<br>H1=2.3mm | AANIPH4016  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32449 | 转移帽  | 直径D1=3.5mm 直径D2=2.8mm 长<br>度L1=13.95mm                 | AEZIPN3512  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB3245  | 柱形钻头 | 262560\$265070                                         | /           | 德国 Karl Storz GmbH & Co. KG |      |
| QHZB32450 | 转移帽  | 直径D1=3.5mm 直径D2=2.8mm 长<br>度L1=17.95mm                 | AEZIPN3516  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32451 | 转移帽  | 直径D1=4.5mm 直径D2=3.4mm 长<br>度L1=9.7mm                   | AEZIPN4507  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32452 | 转移帽  | 直径D1=4.5mm 直径D2=3.4mm 长<br>度L1=14.7mm                  | AEZIPN4512  | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                                          | 产品型号       | 生产企业                        | 挂网企业 |
|-----------|----------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------|------|
| QHZB32453 | 转移帽      | 直径D1=4.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=18.7mm             | AEZIPN4516 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32454 | 转移帽      | 直径D1=3.5mm 直径D2=2.8mm 长度L1=14.3mm             | AEZIPT3512 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32455 | 转移帽      | 直径D1=3.5mm 直径D2=2.8mm 长度L1=18.3mm             | AEZIPT3516 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32456 | 转移帽      | 直径D1=4.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=9.7mm              | AEZIPT4507 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32457 | 转移帽      | 直径D1=4.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=14.7mm             | AEZIPT4512 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32458 | 转移帽      | 直径D1=4.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=18.7mm             | AEZIPT4516 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32459 | 转移帽      | 直径D1=2.95mm 直径D2=1mm 直径D3=2.8mm 长度L1=18mm     | AEZITN3512 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB3246  | 椭圆形细晶粒钻头 |                                               |            | 德国 Karl Storz GmbH & Co. KG |      |
| QHZB32460 | 转移帽      | 直径D1=2.95mm 直径D2=1mm 直径D3=2.8mm 长度L1=22mm     | AEZITN3516 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32461 | 转移帽      | 直径D1=2.95mm 直径D2=1.4mm 直径D3=3.4mm 长度L1=18.5mm | AEZITN4512 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32462 | 转移帽      | 直径D1=2.95mm 直径D2=1.4mm 直径D3=3.4mm 长度L1=22.5mm | AEZITN4516 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32463 | 转移帽      | 直径D1=3mm 直径D2=4.5mm 直径D3=2.8mm 长度L1=12.3mm    | AEZITT3512 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                                           | 产品型号       | 生产企业                        | 挂网企业 |
|-----------|----------|------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------|
| QHZB32464 | 转移帽      | 直径D1=3mm 直径D2=4.5mm 直径D3=2.8mm 长度L1=16.3mm     | AEZITT3516 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32465 | 转移帽      | 直径D1=3mm 直径D2=4.5mm 直径D3=3.4mm 长度L1=12.7mm     | AEZITT4512 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32466 | 转移帽      | 直径D1=3mm 直径D2=4.5mm 直径D3=3.4mm 长度L1=16.7mm     | AEZITT4516 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32467 | 转移帽      | 直径D1=4.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=9.7mm 部分长度H1=2.5mm  | IP4507H    | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32468 | 转移帽      | 直径D1=4.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=14.7mm 部分长度H1=2.5mm | IP4512H    | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32469 | 转移帽      | 直径D1=6.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=9.7mm 部分长度H1=2.5mm  | IP6507H    | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB3247  | 圆锥形横割纹钻头 | 263160\$263170                                 | /          | 德国 Karl Storz GmbH & Co. KG |      |
| QHZB32470 | 转移帽      | 直径D1=6.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=14.7mm 部分长度H1=2.5mm | IP6512H    | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32471 | 转移帽      | 直径D1=4mm 直径D2=3.4mm 长度L1=14.7mm                | IP4012N    | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32472 | 转移帽      | 直径D1=4mm 直径D2=3.4mm 长度L1=18.3mm                | IP4016N    | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32473 | 转移帽      | 直径D1=4.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=9.7mm               | IP4507N    | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32474 | 转移帽      | 直径D1=4.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=14.7mm              | IP4512N    | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |



| 流水号       | 产品名称 | 产品规格                                                  | 产品型号       | 生产企业                        | 挂网企业 |
|-----------|------|-------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------|
| QHZB32475 | 转移帽  | 直径D1=5.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=9.7mm                      | IP5507N    | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32476 | 转移帽  | 直径D1=5.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=14.7mm                     | IP5512N    | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32477 | 转移帽  | 直径D1=6.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=9.7mm                      | IP6507N    | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32478 | 转移帽  | 直径D1=6.5mm 直径D2=3.4mm 长度L1=14.7mm                     | IP6512N    | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32479 | 转移帽  | 直径D1=4mm 直径D2=3.4mm 直径D3=2.05 长度L1=7.5mm 八角 Octa=3.01 | AA0IT04010 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB3248  | 菱形钻头 | 268008\$268010                                        | /          | 德国 Karl Storz GmbH & Co. KG |      |
| QHZB32480 | 转移帽  | 直径D1=4mm 直径D2=3.4mm 直径D3=2.05 长度L1=9.5mm 八角 Octa=3.01 | AA0IT04012 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32481 | 转移帽  | 直径D1=5mm 直径D2=3.6mm 直径D3=2.05 长度L1=7.5mm 八角 Octa=3.01 | AA0IT05010 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32482 | 转移帽  | 直径D1=5mm 直径D2=3.6mm 直径D3=2.05 长度L1=9.5mm 八角 Octa=3.01 | AA0IT05012 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32483 | 转移帽  | 直径D1=6mm 直径D2=4.6mm 直径D3=2.05 长度L1=7.5mm 八角 Octa=3.01 | AA0IT06010 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32484 | 转移帽  | 直径D1=6mm 直径D2=4.6mm 直径D3=2.05 长度L1=9.5mm 八角 Octa=3.01 | AA0IT06012 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32485 | 转移帽  | 直径D1=4mm 直径D2=3.4mm 直径D3=2.05 长度L1=7.5mm              | AA0ITN4010 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格                                                    | 产品型号       | 生产企业                        | 挂网企业 |
|-----------|-------|---------------------------------------------------------|------------|-----------------------------|------|
| QHZB32486 | 转移帽   | 直径D1=4mm 直径D2=3.4mm 直径D3=2.05 长度L1=9.5mm                | AA0ITN4012 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32487 | 转移帽   | 直径D1=5mm 直径D2=3.6mm 直径D3=2.05 长度L1=7.5mm                | AA0ITN5010 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32488 | 转移帽   | 直径D1=5mm 直径D2=3.6mm 直径D3=2.05 长度L1=9.5mm                | AA0ITN5012 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32489 | 转移帽   | 直径D1=6mm 直径D2=4.6mm 直径D3=2.05 长度L1=7.5mm                | AA0ITN6010 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB3249  | 圆锥形钻头 | 660074SK                                                | 660074SK   | 德国 Karl Storz GmbH & Co. KG |      |
| QHZB32490 | 转移帽   | 直径D1=6mm 直径D2=4.6mm 直径D3=2.05 长度L1=9.5mm                | AA0ITN6012 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32491 | 转移帽   | 直径D1=4mm 直径D2=3.4mm 直径D3=2.55 长度L1=10mm 八角<br>Octa=3.01 | AA0IP04010 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32492 | 转移帽   | 直径D1=4mm 直径D2=3.4mm 直径D3=2.55 长度L1=12mm 八角<br>Octa=3.01 | AA0IP04012 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32493 | 转移帽   | 直径D1=5mm 直径D2=3.6mm 直径D3=2.55 长度L1=10mm 八角<br>Octa=3.01 | AA0IP05010 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32494 | 转移帽   | 直径D1=5mm 直径D2=3.6mm 直径D3=2.55 长度L1=12mm 八角<br>Octa=3.01 | AA0IP05012 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32495 | 转移帽   | 直径D1=6mm 直径D2=4.6mm 直径D3=2.55 长度L1=10mm 八角<br>Octa=3.01 | AA0IP06010 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32496 | 转移帽   | 直径D1=6mm 直径D2=4.6mm 直径D3=2.55 长度L1=12mm 八角<br>Octa=3.01 | AA0IP06012 | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格                                    | 产品型号       | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|------|-----------------------------------------|------------|--------------------------|------|
| QHZB32497 | 转移帽  | 直径D1=4mm 直径D2=3.4mm 直径D3=2.55 长度L1=10mm | AA0IPN4010 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32498 | 转移帽  | 直径D1=4mm 直径D2=3.4mm 直径D3=2.55 长度L1=12mm | AA0IPN4012 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32499 | 转移帽  | 直径D1=5mm 直径D2=3.6mm 直径D3=2.55 长度L1=10mm | AA0IPN5010 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32500 | 转移帽  | 直径D1=5mm 直径D2=3.6mm 直径D3=2.55 长度L1=12mm | AA0IPN5012 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32501 | 转移帽  | 直径D1=6mm 直径D2=4.6mm 直径D3=2.55 长度L1=10mm | AA0IPN6010 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32502 | 转移帽  | 直径D1=6mm 直径D2=4.6mm 直径D3=2.55 长度L1=12mm | AA0IPN6012 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32503 | 转移帽  | 直径D1=2.12mm 长度L1=16.9mm<br>部分长度H1=1.2mm | AANGPP0010 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32504 | 转移帽  | 直径D1=2.12mm 长度L1=21.9mm<br>部分长度H1=1.2mm | AANGPP0015 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32505 | 转移帽  | 直径D1=2.12mm 长度L1=26.9mm<br>部分长度H1=1.2mm | AANGPP0020 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32506 | 转移帽  | 直径D1=2.12mm 长度L1=35.9mm<br>部分长度H1=1.2mm | AANGPP0025 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32507 | 转移帽  | 直径D1=2.95mm 长度L1=18.3mm                 | GPT12      | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32508 | 转移帽  | 直径D1=2.95mm 长度L1=23.3mm                 | GPT16      | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格                                    | 产品型号         | 生产企业                        | 挂网企业 |
|-----------|---------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------|------|
| QHZB32509 | 转移帽     | 直径D1=2.95mm 长度L1=18.3mm                 | GPT12H       | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB3251  | 子宫颈扩张球囊 | J-CRB-184000                            | J-CRB-184000 | 美国Cook Incorporated（美国库克公司） |      |
| QHZB32510 | 转移帽     | 直径D1=2.95mm 长度L1=23.3mm                 | GPT16H       | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32511 | 转移帽     | 直径D1=2.32mm 长度L1=18.3mm<br>部分长度H1=1.2mm | GPP07        | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32512 | 转移帽     | 直径D1=2.32mm 长度L1=23.3mm<br>部分长度H1=1.2mm | GPP12        | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32513 | 转移帽     | 直径D1=2.32mm 长度L1=27.3mm<br>部分长度H1=1.2mm | GPP16        | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32514 | 转移帽     | 直径D1=2.95mm 长度L1=8.3mm                  | AAOTGP10     | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32515 | 转移帽     | 直径D1=2.95mm 长度L1=10.3mm                 | AAOTGP12     | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32516 | 转移帽     | 直径D1=2.52mm 长度L1=15.8mm<br>部分长度H1=1.2mm | AAOPGP10     | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32517 | 转移帽     | 直径D1=2.52mm 长度L1=17.8mm<br>部分长度H1=1.2mm | AAOPGP12     | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32518 | 转移帽     | 直径D1=2.52mm 长度L1=20.8mm<br>部分长度H1=1.2mm | AAOPGP15     | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |
| QHZB32519 | 转移帽     | 直径D1=2.52mm 长度L1=22.8mm<br>部分长度H1=1.2mm | AAOPGP17     | MegaGen Implant Co., Ltd    |      |

| 流水号       | 产品名称                | 产品规格                                 | 产品型号                       | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------|
| QHZB3252  | 吻合器                 | 174006（内置30个钛螺旋钉的一次性使用吻合器）           | 174006（内置30个钛螺旋钉的一次性使用吻合器） | 美国 Covidien llc          |      |
| QHZB32520 | 转移帽                 | 直径D1=2mm 长度L1=19.8mm 部分长度H1=1.2mm    | MIGPP12                    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32521 | 转移帽                 | 直径D1=2mm 长度L1=23.8mm 部分长度H1=1.2mm    | MIGPP16                    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32522 | 转移帽                 | 直径D1=2.96mm 长度L1=16.5mm 部分长度H1=1.2mm | MIGPT12                    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32523 | 转移帽                 | 直径D1=2.96mm 长度L1=20.5mm 部分长度H1=1.2mm | MIGPT16                    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32524 | 转移帽                 | 直径D1=2.12mm 长度L1=16.9mm              | AANGPT                     | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32525 | 转移帽                 | 直径D1=2.12mm 长度L1=20.9mm              | AANGPT16                   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32526 | 转移帽                 | 直径D1=2.12mm 长度L1=16.9mm 部分长度H1=1.2mm | AANGPT12H                  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32527 | 转移帽                 | 直径D1=2.12mm 长度L1=20.9mm 部分长度H1=1.2mm | AANGPT16H                  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32528 | 转移帽                 | 直径D1=2.3mm 长度L1=18.1mm               | AEZGPP07R                  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32529 | 转移帽                 | 直径D1=2.3mm 长度L1=23.1mm               | AEZGPP12R                  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB3253  | 4.5mm 内齿，气化刨削一体刀，栗色 |                                      |                            | 美国 Smith & Nephew, Inc.  |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                                                           | 产品型号      | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------|
| QHZB32530 | 转移帽      | 直径D1=2.3mm 长度L1=21.8mm                                         | AEZGPP12S | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32531 | 转移帽      | 直径D1=2.3mm 长度L1=27.1mm                                         | AEZGPP16R | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32532 | 转移帽      | 直径D1=2.3mm 长度L1=25.8mm                                         | AEZGPP16S | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32533 | 转移帽      | 直径D1=2mm 长度L1=18.1mm                                           | AEZGPT12R | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32534 | 转移帽      | 直径D1=1.6mm 长度L1=17.5mm                                         | AEZGPT12S | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32535 | 转移帽      | 直径D1=2mm 长度L1=22.1mm                                           | AEZGPT16R | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32536 | 转移帽      | 直径D1=1.6mm 长度L1=21.5mm                                         | AEZGPT16S | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32537 | 转移帽      | 长度L1=9.4mm 直径D1=4.25mm<br>直径D2=4.7mm 直径D3=5.5mm                | SIC4040   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32538 | 转移帽      | 长度L1=9.4mm 直径D1=4.25mm<br>直径D2=4.7mm 直径D3=5.5mm                | SIC4055   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32539 | 转移帽      | 长度L1=9.4mm 直径D1=4.25mm<br>直径D2=4.7mm 直径D3=5.5mm                | SIC4070   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB3254  | 单极融切电极刀头 | 7209659\$7209658\$7209657\$7209654\$7209653\$72200683\$7209650 | /         | 美国 Smith & Nephew, Inc.  |      |
| QHZB32540 | 转移帽      | 长度L1=9.4mm 直径D1=4.7mm 直径D2=5.2mm 直径D3=6.5mm                    | SIC4540   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格                                         | 产品型号                      | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|-------------|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------|------|
| QHZB32541 | 转移帽         | 长度L1=9.4mm 直径D1=4.7mm 直径D2=5.2mm 直径D3=6.5mm  | SIC4555                   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32542 | 转移帽         | 长度L1=9.4mm 直径D1=4.7mm 直径D2=5.2mm 直径D3=6.5mm  | SIC4570                   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32543 | 转移帽         | 长度L1=9.5mm 直径D1=5.75mm 直径D2=6.2mm 直径D3=7.5mm | SIC5540                   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32544 | 转移帽         | 长度L1=9.5mm 直径D1=5.75mm 直径D2=6.2mm 直径D3=7.5mm | SIC5555                   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32545 | 转移帽         | 长度L1=9.5mm 直径D1=5.75mm 直径D2=6.2mm 直径D3=7.5mm | SIC5570                   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32546 | 转移帽         | 长度L1=9.7mm 直径D1=6.75mm 直径D2=7.2mm 直径D3=8.5mm | SIC6540                   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32547 | 转移帽         | 长度L1=9.7mm 直径D1=6.75mm 直径D2=7.2mm 直径D3=8.5mm | SIC6555                   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32548 | 转移帽         | 长度L1=9.7mm 直径D1=6.75mm 直径D2=7.2mm 直径D3=8.5mm | SIC6570                   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32549 | 转移帽         | 长度L1=10mm 直径D1=6.3mm 直径D2=6.5mm 直径D3=8.5mm   | ARIIC06                   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB3255  | 射频气化等离子手术系统 | /                                            | 7209684\$7210111\$7210113 | 美国 Smith & Nephew Inc    |      |
| QHZB32550 | 转移帽         | 长度L1=10mm 直径D1=7.3mm 直径D2=7.5mm 直径D3=9.5mm   | ARIIC07                   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32551 | 转移帽         | 长度L1=10mm 直径D1=8.3mm 直径D2=8.5mm 直径D3=10.5mm  | ARIIC08                   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格                                             | 产品型号     | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|-------|--------------------------------------------------|----------|--------------------------|------|
| QHZB32552 | 转移帽   | 长度L1=11.2mm 直径D1=6.3mm<br>直径D2=6.5mm             | ARIIC640 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32553 | 转移帽   | 长度L1=11.2mm 直径D1=6.3mm<br>直径D2=6.5mm             | ARIIC660 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32554 | 转移帽   | 长度L1=11.2mm 直径D1=6.3mm<br>直径D2=6.5mm             | ARIIC680 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32555 | 转移帽   | 长度L1=11.2mm 直径D1=7.3mm<br>直径D2=7.5mm             | ARIIC740 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32556 | 转移帽   | 长度L1=11.2mm 直径D1=7.3mm<br>直径D2=7.5mm             | ARIIC760 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32557 | 转移帽   | 长度L1=11.2mm 直径D1=7.3mm<br>直径D2=7.5mm             | ARIIC780 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32558 | 转移帽   | 长度L1=11.2mm 直径D1=8.3mm<br>直径D2=8.5mm             | ARIIC840 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32559 | 转移帽   | 长度L1=11.2mm 直径D1=8.3mm<br>直径D2=8.5mm             | ARIIC860 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB3256  | 汽化连接线 |                                                  |          | 美国 Smith & Nephew, Inc.  |      |
| QHZB32560 | 转移帽   | 长度L1=11.2mm 直径D1=8.3mm<br>直径D2=8.5mm 直径D3=11.2mm | ARIIC880 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32561 | 转移帽   | 长度L1=10mm 直径D1=4.3mm 直径D2=4.9mm                  | AMIIC450 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32562 | 转移帽   | 长度L1=10mm 直径D1=5.3mm 直径D2=5.5mm                  | AMIIC535 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |



| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                                       | 产品型号      | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|----------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------|------|
| QHZB32563 | 转移帽      | 长度L1=10mm 直径D1=5.3mm 直径D2=5.5mm            | AMIIC550  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32564 | 转移帽      | 长度L1=10mm 直径D1=6.3mm 直径D2=6.5mm            | AMIIC635  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32565 | 转移帽      | 长度L1=10mm 直径D1=6.3mm 直径D2=6.5mm            | AMIIC650  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32566 | 转移帽      | 长度L1=10mm 直径D1=4.3mm 直径D2=4.5mm 直径D3=6.5mm | AMIIC04   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32567 | 转移帽      | 长度L1=10mm 直径D1=5.3mm 直径D2=5.5mm 直径D3=7.5mm | AMIIC05   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32568 | 转移帽      | 长度L1=10mm 直径D1=6.3mm 直径D2=6.5mm 直径D3=8.5mm | AMIIC06   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32569 | 转移帽      | 长度L1=11.3mm 直径D1=4.6mm                     | AANSIF440 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB3257  | 单极融切电极刀头 | 7210696\$7210699                           | /         | 美国 Smith & Nephew, Inc.  |      |
| QHZB32570 | 转移帽      | 长度L1=11.3mm 直径D1=4.6mm                     | AANSIF455 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32571 | 转移帽      | 长度L1=11.3mm 直径D1=4.6mm                     | AANSIF470 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32572 | 转移帽      | 长度L1=11.3mm 直径D1=5.6mm                     | AANSIF540 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32573 | 转移帽      | 长度L1=11.3mm 直径D1=5.6mm                     | AANSIF555 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                            | 产品型号      | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|--------------------------|------|
| QHZB32574 | 转移帽       | 长度L1=11.3mm 直径D1=5.6mm          | AANSIF570 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32575 | 转移帽       | 长度L1=11.3mm 直径D1=6.6mm          | AANSIF640 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32576 | 转移帽       | 长度L1=11.3mm 直径D1=6.6mm          | AANSIF655 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32577 | 转移帽       | 长度L1=11.3mm 直径D1=6.6mm          | AANSIF670 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32578 | 转移帽       | 长度L1=11.3mm 直径D1=7.6mm          | AANSIF740 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32579 | 转移帽       | 长度L1=11.3mm 直径D1=7.6mm          | AANSIF755 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB3258  | 温控电极刀头，带线 |                                 |           | 美国 Smith & Nephew, Inc.  |      |
| QHZB32580 | 转移帽       | 长度L1=11.3mm 直径D1=7.6mm          | AANSIF770 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32581 | 转移帽       | 长度L1=8.7mm 直径D1=3.6mm           | IMIC100   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32582 | 转移帽       | 直径D1=4.5mm 直径D2=8.2mm 长度L1=8mm  | ISIC100   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32583 | 转移帽       | 直径D1=3.5mm 直径D2=3.8mm 长度L1=12mm | FIT4012   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32584 | 转移帽       | 直径D1=3.5mm 直径D2=3mm 长度L1=9.5mm  | FIP4012   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称          | 产品规格                                           | 产品型号    | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|---------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------|------|
| QHZB32585 | 转移帽           | 直径D1=1.6mm 直径D2=3mm 长度L1=14.6mm                | FGPT    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32586 | 转移帽           | 直径D1=1.6mm 直径D2=2.12mm 长度L1=19.7mm             | FGPP15  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32587 | 转移帽           | 直径D1=1.6mm 直径D2=2.12mm 长度L1=24.7mm             | FGPP20  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32588 | 转移帽           | 直径D1=3.7mm 长度L1=9mm 角度A=2.48mm                 | PIC     | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32589 | 转移帽           | 直径D1=4.8mm 直径D2=2.5mm 长度L1=10.7mm              | MUAIC   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB3259  | 温控电极刀头，有角度，带线 |                                                |         | 美国 Smith & Nephew, Inc.  |      |
| QHZB32590 | 转移帽           | 直径D1=2.2mm 直径D2=15mm 长度L1=2mm                  | MUAGP   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32591 | 转移帽           | 直径D1=5mm 直径D2=5.3mm 长度L1=16.5mm 部分长度H1=1.2mm   | LEIN600 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32592 | 转移帽           | 直径D1=5mm 直径D2=5.3mm 长度L1=13mm 部分长度H1=3.32mm    | LEIH600 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32593 | 转移帽           | 直径D1=5.8mm 直径D2=6.4mm 长度L1=12mm                | LIUH600 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32594 | 转移帽           | 直径D1=5.8mm 直径D2=6.4mm 长度L1=12mm 部分长度H1=3.323mm | LIUN600 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32595 | 转移帽           | 直径D1=4.6mm 直径D2=5.5mm 长度L1=8mm                 | RITW550 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                                         | 产品型号         | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|----------|----------------------------------------------|--------------|--------------------------|------|
| QHZB32596 | 转移帽      | 直径D1=4.6mm 直径D2=2.9mm 长度L1=10mm              | REWI100      | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32597 | 转移帽      | 直径D1=4.6mm 直径D2=2.6mm 长度L1=10mm 部分长度H1=3.7mm | REWI200      | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32598 | 转移帽      | 直径D1=4mm 直径D2=4.5mm 长度L1=9.2mm               | IIPC100      | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32599 | 转移帽      | AANITH4012+AANGPT                            | AANITH4012T  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB3260  | 软骨温控电极刀头 |                                              |              | 美国 Smith & Nephew, Inc.  |      |
| QHZB32600 | 转移帽      | AANITH4016+AANGPT16                          | AANITH4016T  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32601 | 转移帽      | AANITH5012+AANGPT                            | AANITH5012T  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32602 | 转移帽      | AANITH5016+AANGPT16                          | AANITH5016T  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32603 | 转移帽      | AANITH4012+AANGPT12                          | AANITH4012HT | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32604 | 转移帽      | AANITH4016+AANGPT16                          | AANITH4016HT | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32605 | 转移帽      | AANITH5012+AANGPT12                          | AANITH5012HT | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32606 | 转移帽      | AANITH5016+AANGPT16                          | AANITH5016HT | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格                                              | 产品型号      | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|------------|---------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------|
| QHZB32607 | 转移帽        | 直径D1=2.3mm 长度L1=25mm 部分长度H1=1.2mm                 | REIG200   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32608 | 转移帽        | 直径D1=2.9mm 长度L1=14.5mm                            | REWIG050  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32609 | 转移帽        | 直径D1=2.9mm 长度L1=19.5mm                            | REWIG100  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB3261  | 微型单极融切电极刀头 |                                                   |           | 美国 Smith & Nephew, Inc.  |      |
| QHZB32610 | 转移帽        | 直径D1=3.4mm 直径D2=5mm 长度L1=14.1mm                   | REIH500I  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32611 | 转移帽        | 角度A=4mm B=5.55                                    | 044CAIN   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32612 | 螺丝刀        | 直径D1=4.2mm 直径D2=15mm 长度L1=5mm 长度L2=20mm           | MHD260    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32613 | 螺丝刀        | 直径D1=4.2mm 直径D2=15mm 长度L1=5mm 长度L2=11.5mm         | MHD260S   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32614 | 螺丝刀        | 直径D1=4mm 直径D2=8mm 长度L1=12.5mm 长度L2=15mm 角度A=2.27° | MHD270L   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32615 | 螺丝刀        | 直径D1=4mm 直径D2=8mm 长度L1=12.5mm 长度L2=10mm 角度A=2.27° | MHD270S   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32616 | 螺丝刀        | 直径D1=3.5mm 直径D2=8mm 长度L1=8mm 长度L2=10mm 角度A=2.02°  | TCMMUDS20 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32617 | 螺丝刀        | 直径D1=3.5mm 直径D2=8mm 长度L1=8mm 长度L2=15mm 角度A=2.02°  | TCMMUDL20 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                                                | 产品型号       | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------|------|
| QHZB32618 | 螺丝刀       | 直径D1=2mm 直径D2=7.5mm 长度L1=15mm 长度L2=10mm             | MHD050L    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32619 | 螺丝刀       | 直径D1=2mm 直径D2=7.5mm 长度L1=10mm 长度L2=10mm             | MHD050S    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB3262  | 小关节温控电极刀头 |                                                     |            | 美国 Smith & Nephew, Inc.  |      |
| QHZB32620 | 螺丝刀       | 直径D1=1.5mm 直径D2=6.8mm 长度L1=10mm 长度L2=15mm 角度A=0.9°  | TCMHDL0900 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32621 | 螺丝刀       | 直径D1=1.5mm 直径D2=7.5mm 长度L1=10mm 长度L2=15mm 角度A=1.2°  | TCMHDL1200 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32622 | 螺丝刀       | 直径D1=1.5mm 直径D2=6.8mm 长度L1=10mm 长度L2=10mm 角度A=0.9°  | TCMHDS0900 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32623 | 螺丝刀       | 直径D1=1.2mm 直径D2=7.5mm 长度L1=10mm 长度L2=10mm 角度A=1.2°  | TCMHDS1200 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32624 | 螺丝刀       | 直径D1=1.5mm 直径D2=6.8mm 长度L1=10mm 长度L2=5mm 角度A=0.9°   | TCMHDU0900 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32625 | 螺丝刀       | 直径D1=1.5mm 直径D2=7.5mm 长度L1=10mm 长度L2=5mm 角度A=1.2°   | TCMHDU1200 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32626 | 螺丝刀       | 直径D1=1.9mm 直径D2=7.5mm 长度L1=9.7mm 长度L2=10mm 角度A=1.6° | TCMHDS1600 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32627 | 螺丝刀       | 直径D1=1.9mm 直径D2=7.5mm 长度L1=9.7mm 长度L2=15mm 角度A=1.6° | TCMHDL1600 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32628 | 螺丝刀       | 直径D1=1.9mm 直径D2=7.5mm 长度L1=9.7mm 长度L2=15mm 角度A=1.2° | TCMHDE1200 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格                                                                | 产品型号     | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------|
| QHZB32629 | 螺丝刀         | 直径D2=6.95mm 长度L1=9mm 长度L2=20mm 角度A=1.2°                             | MUHD1220 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB3263  | 微型软组织切割电极刀头 | 7209644\$7209643\$7209645                                           | /        | 美国 Smith & Nephew, Inc.  |      |
| QHZB32630 | 螺丝刀         | 直径D1=2.8mm 直径D2=3.55mm 直径D3=8mm 长度L1=15.35mm 长度L2=8mm 角度A=3.15° B=4 | MOHD310  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32631 | 螺丝刀         | 直径D1=2.8mm 直径D2=3.55mm 直径D3=8mm 长度L1=8.35mm 长度L2=8mm 角度A=3.10° B=4  | MOHD310S | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32632 | 螺丝刀         | 直径D1=1.5mm 长度L1=19mm                                                | MVD100   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32633 | 螺丝刀         | 直径D1=6.8mm 长度L1=30mm 长度L2=102mm 角度A=1.2°                            | MLD120E  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32634 | 螺丝刀         | 直径D1=6.8mm 长度L1=30mm 长度L2=102mm 角度A=1.27°                           | MLD125E  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32635 | 螺丝刀         | 直径D1=6.8mm 长度L1=30mm 长度L2=102mm 角度A=1.6°                            | MLD160E  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32636 | 螺丝刀         | 直径D1=3mm 长度L1=100mm                                                 | MLD200I  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32637 | 八角螺丝刀       | 直径D1=5mm 直径D2=7mm 长度L1=6mm 长度L2=7mm 角度A=3.02°                       | MOD300L  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32638 | 八角螺丝刀       | 直径D1=5mm 直径D2=7mm 长度L1=12mm 长度L2=7mm 角度A=3.02°                      | MOD300S  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32639 | 实心螺丝刀       | 直径D1=5mm 直径D2=7mm 长度L1=6mm 长度L2=7mm                                 | MSD300S  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                                     | 产品型号       | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|-----------|------------------------------------------|------------|--------------------------|------|
| QHZB3264  | 软组织切割电极刀头 | 7209646\$7209647\$7209648\$7209649       | /          | 美国 Smith & Nephew, Inc.  |      |
| QHZB32640 | 实心螺丝刀     | 直径D1=5.5mm 直径D2=7mm 长度L1=12mm 长度L2=7mm   | MSD430L    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32641 | 实心螺丝刀     | 直径D1=5.5mm 直径D2=7mm 长度L1=6mm 长度L2=7mm    | MSD430S    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32642 | 实心螺丝刀     | 直径D1=5mm 直径D2=7mm 长度L1=6mm 长度L2=13mm     | MSD300L    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32643 | 实心螺丝刀     | 直径D1=5.5mm 直径D2=7mm 长度L1=12mm 长度L2=7mm   | MSD400L    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32644 | 实心螺丝刀     | 直径D1=5.5mm 直径D2=7mm 长度L1=6mm 长度L2=7mm    | MSD400S    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32645 | 实心螺丝刀     | 直径D1=5.8mm 直径D2=7mm 长度L1=12mm 长度L2=7mm   | MSD500L    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32646 | 实心螺丝刀     | 直径D1=5.8mm 直径D2=7mm 长度L1=6mm 长度L2=7mm    | MSD500S    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32647 | 实心螺丝刀     | 直径D1=6.5mm 直径D2=7mm 长度L1=12mm 长度L2=7mm   | MSD600L    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32648 | 实心螺丝刀     | 直径D1=6.5mm 直径D2=7mm 长度L1=6mm 长度L2=7mm    | MSD600S    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32649 | 实心螺丝刀     | 直径D1=4.5mm 直径D2=6.8mm 长度L1=7mm 长度L2=17mm | TANSDDS400 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB3265  | 可弯曲温控电极刀头 |                                          |            | 美国 Smith & Nephew, Inc.  |      |



| 流水号       | 产品名称         | 产品规格                                      | 产品型号       | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|--------------|-------------------------------------------|------------|--------------------------|------|
| QHZB32650 | 实心螺丝刀        | 直径D1=5mm 直径D2=6.8mm 长度L1=7mm 长度L2=17mm    | TANSDDS500 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32651 | 实心螺丝刀        | 直径D1=6mm 直径D2=6.8mm 长度L1=7mm 长度L2=17mm    | TANSDDS600 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32652 | 实心螺丝刀        | 直径D1=7mm 直径D2=6.8mm 长度L1=7mm 长度L2=17mm    | TANSDDS700 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32653 | 实心螺丝刀        | 直径D1=4.5mm 直径D2=6.8mm 长度L1=12mm 长度L2=22mm | TANSDDL400 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32654 | 实心螺丝刀        | 直径D1=5mm 直径D2=6.8mm 长度L1=12mm 长度L2=22mm   | TANSDDL500 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32655 | 实心螺丝刀        | 直径D1=6mm 直径D2=6.8mm 长度L1=12mm 长度L2=22mm   | TANSDDL600 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32656 | 实心螺丝刀        | 直径D1=7mm 直径D2=6.8mm 长度L1=12mm 长度L2=22mm   | TANSDDL700 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32657 | 实心螺丝刀        | 直径D1=5mm 直径D2=6.95mm 长度L1=6mm 长度L2=9.5mm  | SDS40      | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32658 | 实心螺丝刀        | 直径D1=5mm 直径D2=6.95mm 长度L1=12mm 长度L2=9.5mm | SDL40      | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32659 | 实心螺丝刀        | 直径D1=6mm 直径D2=6.95mm 长度L1=6mm 长度L2=9.5mm  | SDS45      | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB3266  | 可弯曲软组织切割电极刀头 |                                           |            | 美国 Smith & Nephew, Inc.  |      |
| QHZB32660 | 实心螺丝刀        | 直径D1=6mm 直径D2=6.95mm 长度L1=12mm 长度L2=9.5mm | SDL45      | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格                                           | 产品型号     | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------|------|
| QHZB32661 | 实心螺丝刀      | 直径D1=6.5mm 直径D2=6.95mm<br>长度L1=6mm 长度L2=9.5mm  | SDS55    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32662 | 实心螺丝刀      | 直径D1=6.5mm 直径D2=6.95mm<br>长度L1=12mm 长度L2=9.5mm | SDL55    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32663 | 实心螺丝刀      | 直径D1=7mm 直径D2=6.95mm 长<br>度L1=6mm 长度L2=9.5mm   | SDS65    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32664 | 实心螺丝刀      | 直径D1=7mm 直径D2=6.95mm 长<br>度L1=12mm 长度L2=9.5mm  | SDL65    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32665 | 螺丝起        | 直径D1=1.5mm 长度L1=15mm 长<br>度L2=31mm 角度A=0.9°    | MDR090L  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32666 | 螺丝起        | 直径D1=1.5mm 长度L1=10mm 长<br>度L2=26mm 角度A=0.9°    | MDR090S  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32667 | 螺丝起        | 直径D1=1.5mm 长度L1=3.75mm<br>长度L2=18mm 角度A=0.9°   | MDR090SS | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32668 | 螺丝起        | 直径D1=1.5mm 长度L1=15mm 长<br>度L2=31mm 角度A=1.2°    | MDR120L  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32669 | 螺丝起        | 直径D1=1.5mm 长度L1=10mm 长<br>度L2=26mm 角度A=1.2°    | MDR120S  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB3267  | 关节软骨修复电极刀头 |                                                |          | 美国 Smith & Nephew, Inc.  |      |
| QHZB32670 | 螺丝起        | 直径D1=1.5mm 长度L1=3.75mm<br>长度L2=18mm 角度A=1.2°   | MDR120SS | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32671 | 螺丝起        | 直径D1=1.5mm 长度L1=4mm 长度<br>L2=18mm 角度A=1.27°    | MDR125SS | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称                          | 产品规格                                                   | 产品型号     | 生产企业                         | 挂网企业 |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------|
| QHZB32672 | 螺丝起                           | 直径D1=1.5mm 长度L1=15mm 长度L2=31mm 角度A=1.27°               | MDR125L  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB32673 | 螺丝起                           | 直径D1=1.5mm 长度L1=10mm 长度L2=26mm 角度A=1.27°               | MDR125S  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB32674 | 螺丝起                           | 直径D1=2.5mm 长度L1=15mm 长度L2=16mm                         | MDR160L  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB32675 | 螺丝起                           | 直径D1=2.5mm 长度L1=10mm 长度L2=16mm                         | MDR160S  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB32676 | 螺丝起                           | 直径D1=1.5mm 长度L1=20mm 长度L2=36mm 角度A=1.2°                | MDR120EL | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB32677 | 螺丝起                           | 直径D1=4.4mm 长度L1=24mm 部分长度H1=2.02mm                     | MURAD10  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB32678 | 螺丝起                           | 直径D1=6.95mm 长度L1=29mm 部分长度H1=1.2mm                     | MUARD20  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB32679 | 螺丝起                           | 直径D1=7.5mm 长度L1=20mm 部分长度H1=2.02mm                     | MUD10    | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB3268  | 血液浓缩器(商品名: Hemoconcentrators) | BC20plus\$BC60plus\$BC140plu                           | /        | 德国 MAQUET Cardiopulmonary AG |      |
| QHZB32680 | 螺丝起                           | 直径D1=1.5mm 直径D2=2.85mm 长度L1=7mm 长度L2=15mm 角度A=4° B=0.9 | MID090L  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB32681 | 螺丝起                           | 直径D1=1.5mm 直径D2=2.85mm 长度L1=7mm 长度L2=10mm 角度A=4° B=0.9 | MID090S  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB32682 | 螺丝起                           | 直径D1=1.5mm 直径D2=2.85mm 长度L1=7mm 长度L2=15mm 角度A=4° B=1.2 | MID120L  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格                                                          | 产品型号    | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|------|
| QHZB32683 | 螺丝起  | 直径D1=1.5mm 直径D2=2.85mm<br>长度L1=7mm 长度L2=10mm 角度<br>A=4° B=1.2 | MID120S | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32684 | 螺丝起  | 直径D1=2mm 直径D2=2.85mm 长<br>度L1=7mm 长度L2=15mm 角度<br>A=4° B=1.27 | MID125L | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32685 | 螺丝起  | 直径D1=2mm 直径D2=2.85mm 长<br>度L1=7mm 长度L2=10mm 角度<br>A=4° B=1.27 | MID125S | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32686 | 螺丝起  | 直径D1=2.5mm 直径D2=2.85mm<br>长度L1=7mm 长度L2=14mm 角度<br>A=4° B=1.6 | MID160L | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32687 | 螺丝起  | 直径D1=2.5mm 直径D2=2.85mm<br>长度L1=7mm 长度L2=10mm 角度<br>A=4° B=1.6 | MID160S | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32688 | 螺丝起  | 直径D1=0.5mm 直径D2=5mm 长度<br>L1=6mm 长度L2=10mm 角度A=5°             | MID050S | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32689 | 螺丝起  | 直径D1=0.5mm 直径D2=5mm 长度<br>L1=6mm 长度L2=15mm 角度A=5°             | MID050L | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32690 | 螺丝起  | 直径D1=0.5mm 直径D2=5mm 长度<br>L1=6mm 长度L2=25mm 角度A=5°             | MID050E | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32691 | 螺丝起  | 直径D1=2.4mm 直径D2=7.5mm 长<br>度L1=5mm 长度L2=9mm                   | TD05    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32692 | 螺丝起  | 直径D1=2.4mm 直径D2=7.5mm 长<br>度L1=15mm 长度L2=9mm                  | TD15    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32693 | 螺丝起  | 直径D1=2.4mm 直径D2=7.5mm 长<br>度L1=20mm 长度L2=9mm                  | TD20    | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32694 | 螺丝起  | 直径D1=9.4mm 长度L1=95mm                                          | TANRDS  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称                    | 产品规格                                     | 产品型号               | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|-------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------|
| QHZB32695 | 螺丝起                     | 直径D1=3.55mm 长度L1=20mm                    | TANRDJ40           | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32696 | 螺丝起                     | 直径D1=4.1mm 长度L1=20mm                     | TANRDJ50           | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32697 | 螺丝起                     | 直径D1=4.85mm 长度L1=20mm                    | TANRDJ60           | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32698 | 螺丝起                     | 直径D1=5.75mm 长度L1=20mm                    | TANRDJ70           | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32699 | 螺丝起                     | 直径D1=3.35mm 长度L1=20mm                    | RDJ40              | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB3270  | 肩袖双排固定钉(商品名: FOOTPRINT) | 6.5MM\$6.5MM, 带手钻                        | 72201698\$72201826 | 美国 Smith & Nephew, Inc.  |      |
| QHZB32700 | 螺丝起                     | 直径D1=3.95mm 长度L1=20mm                    | RDJ45              | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32701 | 螺丝起                     | 直径D1=4.65mm 长度L1=20mm                    | RDJ55              | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32702 | 螺丝起                     | 直径D1=5.45mm 长度L1=20mm                    | RDJ65              | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32703 | 螺丝起                     | 直径D1=1.48mm 长度L1=26.5mm                  | TANMRD18           | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32704 | 螺丝起                     | 直径D1=1.48mm 长度L1=34mm                    | TANMRD25           | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32705 | 螺丝起                     | 直径D1=2mm 直径D2=6.95mm 长度L1=10mm 长度L2=10mm | SDL06              | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格                                     | 产品型号    | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|--------|------------------------------------------|---------|--------------------------|------|
| QHZB32706 | 螺丝起    | 直径D1=2mm 直径D2=6.95mm 长度L1=15mm 长度L2=10mm | SDS06   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32707 | 螺丝起    | 直径D1=2mm 直径D2=6.95mm 长度L1=20mm 长度L2=10mm | SDM06   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32708 | 螺丝起    | 直径D1=5mm 直径D2=5.5mm 长度L1=10.5mm          | TCMID   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32709 | 螺丝起    | 直径D1=3.3mm 直径D2=4.2mm 长度L1=14mm          | TCMIDE  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32710 | 螺丝起    | 直径D1=5mm 直径D2=7.5mm 长度L1=13mm            | TCMIDS  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32711 | 螺丝起    | 直径D1=5mm 直径D2=7.5mm 长度L1=22mm            | TCMIDL  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32712 | 螺丝起    | 直径D1=1mm 长度L1=13mm 长度L2=7mm 长度L3=12mm    | THT160L | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32713 | 螺丝起    | 直径D1=1.4mm 长度L1=13mm 长度L2=7mm 长度L3=12mm  | THT200L | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32714 | 螺丝起    | 直径D1=1.8mm 长度L1=13mm 长度L2=7mm 长度L3=12mm  | THT250L | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32715 | 螺丝起    | 直径D1=1.35mm 长度L1=13mm 长度L2=7mm 长度L3=12mm | THT180L | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32717 | 上颌窦提升器 | /                                        | SMR2838 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32718 | 上颌窦提升器 | /                                        | SMR4858 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业                      | 挂网企业 |
|-----------|--------|------|----------|---------------------------|------|
| QHZB32719 | 上颌窦提升器 | /    | SSC3828  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB32720 | 上颌窦提升器 | /    | SCB401   | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB32721 | 上颌窦提升器 | /    | EXEZ0250 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB32722 | 上颌窦提升器 | /    | EXEZ0300 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB32723 | 上颌窦提升器 | /    | EXEZ0350 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB32724 | 上颌窦提升器 | /    | EXEZ0400 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB32725 | 上颌窦提升器 | /    | EXEZ0500 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB32726 | 上颌窦提升器 | /    | RSW0540  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB32727 | 上颌窦提升器 | /    | RSW0590  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB32728 | 上颌窦提升器 | /    | RSW0640  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB32729 | 上颌窦提升器 | /    | RSW0690  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB32730 | 上颌窦提升器 | /    | RSW0740  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号                        | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|--------|------|-----------------------------|-------------------------|------|
| QHQB32731 | 上颌窦提升器 | /    | TLSW06715                   | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHQB32732 | 上颌窦提升器 | /    | TLSME001                    | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHQB32733 | 上颌窦提升器 | /    | TLSME002                    | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHQB32734 | 软组织环切刀 | /    | TCMTPM0304                  | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHQB32735 | 软组织环切刀 | /    | TCMTPM0405                  | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHQB32736 | 软组织环切刀 | /    | TCMTPM0506                  | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHQB32737 | 软组织环切刀 | /    | TCMTPM0607                  | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHQB32738 | 软组织环切刀 | /    | TCMTPM0708                  | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHQB32812 | 牙胶尖    | G-22 | GAPA-ISO                    | 天津加发医疗器械有限公司            |      |
| QHQB32813 | 牙胶尖    | G-22 | GAPA-GIT                    | 天津加发医疗器械有限公司            |      |
| QHQB32826 | 镍钛正畸丝  | 10根装 | 镍钛圆丝弓（超弹型）                  | 杭州新亚齿科材料有限公司            |      |
| QHQB32827 | 镍钛正畸丝  | 10根装 | 镍钛方丝弓（超弹型）<br>\$镍钛圆丝弓（热激活型） | 杭州新亚齿科材料有限公司            |      |



| 流水号       | 产品名称                | 产品规格                                                  | 产品型号         | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|---------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------|
| QHZB32828 | 镍钛正畸丝               | 10根装                                                  | 镍钛方丝弓（热激活型）  | 杭州新亚齿科材料有限公司             |      |
| QHZB32829 | 镍钛正畸丝               | 2根装                                                   | 镍钛圆丝弓（超弹摇椅型） | 杭州新亚齿科材料有限公司             |      |
| QHZB32830 | 镍钛正畸丝               | 2根装                                                   | 镍钛方丝弓（超弹摇椅型） | 杭州新亚齿科材料有限公司             |      |
| QHZB32831 | 镍钛正畸丝               | 2根装                                                   | 镍钛推簧         | 杭州新亚齿科材料有限公司             |      |
| QHZB32844 | 口腔钛膜 i-GEN membrane | PL=4mm BW=9mm BL=11mm<br>BD=4.5mm                     | IG1W4509     | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32845 | 口腔钛膜 i-GEN membrane | PL=4mm BW=10mm BL=11mm<br>BD=5.5mm                    | IG1W5510     | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32846 | 口腔钛膜 i-GEN membrane | PL=4mm BW=11mm BL=11mm<br>BD=6.5mm                    | IG1W6511     | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32847 | 口腔钛膜 i-GEN membrane | PL=5mm BW=9mm BL=11mm<br>BD=4.5mm                     | IG2W0918     | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32848 | 口腔钛膜 i-GEN membrane | PL=6.5mm BW=11mm BL=11mm<br>BD=5.5mm                  | IG2W1120     | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32849 | 口腔钛膜 i-GEN membrane | PL=9mm BW=13mm BL=11mm<br>BD=6.5mm                    | IG2W1323     | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32850 | 口腔钛膜 i-GEN membrane | PL=5mm BW=9mm BL=11mm<br>BD=4.5mm LW=6mm LL=4.25mm    | IG3W0921     | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32851 | 口腔钛膜 i-GEN membrane | PL=6.5mm BW=11mm BL=11mm<br>BD=5.5mm LW=8mm LL=4.25mm | IG3W1125     | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称                | 产品规格                                              | 产品型号     | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------|----------|--------------------------|------|
| QHZB32852 | 口腔钛膜 i-GEN membrane | PL=9mm BW=13mm BL=11mm<br>BD=6.5mm LW=10mm LL=9mm | IG3W1328 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32859 | 封堵器介入输送装置           | DS-P/V 5F                                         | DS-P/V   | 上海普实医疗器械科技有限公司           |      |
| QHZB32860 | 封堵器介入输送装置           | DS-P/V 6F                                         | DS-P/V   | 上海普实医疗器械科技有限公司           |      |
| QHZB32861 | 封堵器介入输送装置           | DS-P/V 7F                                         | DS-P/V   | 上海普实医疗器械科技有限公司           |      |
| QHZB32862 | 封堵器介入输送装置           | DS-P/V 8F                                         | DS-P/V   | 上海普实医疗器械科技有限公司           |      |
| QHZB32863 | 封堵器介入输送装置           | DS-P/V 9F                                         | DS-P/V   | 上海普实医疗器械科技有限公司           |      |
| QHZB32864 | 封堵器介入输送装置           | DS-P/V 10F                                        | DS-P/V   | 上海普实医疗器械科技有限公司           |      |
| QHZB32865 | 封堵器介入输送装置           | DS-P/V 12F                                        | DS-P/V   | 上海普实医疗器械科技有限公司           |      |
| QHZB32866 | 封堵器介入输送装置           | DS-P/V 14F                                        | DS-P/V   | 上海普实医疗器械科技有限公司           |      |
| QHZB32867 | 封堵器介入输送装置           | DS-A 8F                                           | DS-A     | 上海普实医疗器械科技有限公司           |      |
| QHZB32868 | 封堵器介入输送装置           | DS-A 9F                                           | DS-A     | 上海普实医疗器械科技有限公司           |      |
| QHZB32869 | 封堵器介入输送装置           | DS-A 10F                                          | DS-A     | 上海普实医疗器械科技有限公司           |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格       | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|-----------|------------|---------|----------------|------|
| QHZB32870 | 封堵器介入输送装置 | DS-A 12F   | DS-A    | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32871 | 封堵器介入输送装置 | DS-A 14F   | DS-A    | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32885 | 房间隔缺损封堵器  | ASD0- I 06 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32886 | 房间隔缺损封堵器  | ASD0- I 07 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32887 | 房间隔缺损封堵器  | ASD0- I 08 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32888 | 房间隔缺损封堵器  | ASD0- I 09 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32889 | 房间隔缺损封堵器  | ASD0- I 10 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32890 | 房间隔缺损封堵器  | ASD0- I 11 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32891 | 房间隔缺损封堵器  | ASD0- I 12 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32892 | 房间隔缺损封堵器  | ASD0- I 13 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32893 | 房间隔缺损封堵器  | ASD0- I 14 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32894 | 房间隔缺损封堵器  | ASD0- I 15 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格       | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|----------|------------|---------|----------------|------|
| QHZB32895 | 房间隔缺损封堵器 | ASD0- I 16 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32896 | 房间隔缺损封堵器 | ASD0- I 17 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32897 | 房间隔缺损封堵器 | ASD0- I 18 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32898 | 房间隔缺损封堵器 | ASD0- I 19 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32899 | 房间隔缺损封堵器 | ASD0- I 20 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32900 | 房间隔缺损封堵器 | ASD0- I 21 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32901 | 房间隔缺损封堵器 | ASD0- I 22 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32902 | 房间隔缺损封堵器 | ASD0- I 23 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32903 | 房间隔缺损封堵器 | ASD0- I 24 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32904 | 房间隔缺损封堵器 | ASD0- I 25 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32905 | 房间隔缺损封堵器 | ASD0- I 26 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32906 | 房间隔缺损封堵器 | ASD0- I 27 | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格          | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|-----------|---------------|---------|----------------|------|
| QHZB32907 | 房间隔缺损封堵器  | ASD0- I 28    | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32908 | 房间隔缺损封堵器  | ASD0- I 29    | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32909 | 房间隔缺损封堵器  | ASD0- I 30    | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32910 | 房间隔缺损封堵器  | ASD0- I 32    | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32911 | 房间隔缺损封堵器  | ASD0- I 34    | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32912 | 房间隔缺损封堵器  | ASD0- I 36    | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32913 | 房间隔缺损封堵器  | ASD0- I 38    | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32914 | 房间隔缺损封堵器  | ASD0- I 40    | ASD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32915 | 动脉导管未闭封堵器 | PDA0- I 04-06 | PDA0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32916 | 动脉导管未闭封堵器 | PDA0- I 06-08 | PDA0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32917 | 动脉导管未闭封堵器 | PDA0- I 08-10 | PDA0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32918 | 动脉导管未闭封堵器 | PDA0- I 10-12 | PDA0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格          | 产品型号    | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|-----------|---------------|---------|----------------|------|
| QHZB32919 | 动脉导管未闭封堵器 | PDA0- I 12-14 | PDA0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32920 | 动脉导管未闭封堵器 | PDA0- I 14-16 | PDA0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32921 | 动脉导管未闭封堵器 | PDA0- I 16-18 | PDA0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32922 | 室间隔缺损封堵器  | VSD0- I 04    | VSD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32923 | 室间隔缺损封堵器  | VSD0- I 05    | VSD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32924 | 室间隔缺损封堵器  | VSD0- I 06    | VSD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32925 | 室间隔缺损封堵器  | VSD0- I 07    | VSD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32926 | 室间隔缺损封堵器  | VSD0- I 08    | VSD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32927 | 室间隔缺损封堵器  | VSD0- I 09    | VSD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32928 | 室间隔缺损封堵器  | VSD0- I 10    | VSD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32929 | 室间隔缺损封堵器  | VSD0- I 11    | VSD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB32930 | 室间隔缺损封堵器  | VSD0- I 12    | VSD0- I | 上海普实医疗器械科技有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称                              | 产品规格                                                                | 产品型号          | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|------|
| QHZB32931 | 室间隔缺损封堵器                          | VSD0- I 13                                                          | VSD0- I       | 上海普实医疗器械科技有限公司           |      |
| QHZB32932 | 室间隔缺损封堵器                          | VSD0- I 14                                                          | VSD0- I       | 上海普实医疗器械科技有限公司           |      |
| QHZB3296  | 后路腰椎椎间融合器(商品名: ROI)               | 0° , 长24mm, 高7mm-14mm\$5° , 长24mm, 高7mm-14mm\$8° , 长24mm, 高7mm-14mm | IR102P-IR127P | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| QHZB3297  | 盆底补片修复系统(商品名: SURGIMESH PROLAPSE) | 45*1.2cm+21cm                                                       | G310-KY       | 法国 Aspide Medical        |      |
| QHZB32978 | 扭力扳手                              | /                                                                   | TMHW300       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32979 | 扭力扳手                              | /                                                                   | MOW300        | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32980 | 扭力扳手                              | /                                                                   | MOW400        | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32981 | 扭力扳手                              | /                                                                   | TOCW350       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32982 | 扭力扳手                              | /                                                                   | MUOW100       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32983 | 扭力扳手                              | /                                                                   | MRIW100       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32984 | 扭力扳手                              | /                                                                   | MRW040S       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32985 | 扭力扳手                              | /                                                                   | MTW300A       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格                  | 产品型号       | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|---------|-----------------------|------------|-------------------------|------|
| QHZB32986 | 扭力扳手    | /                     | TW70       | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHZB32987 | 扭力扳手    | /                     | TW500      | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHZB32988 | 牙用尺     | /                     | MDG200     | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHZB32989 | 牙用尺     | /                     | TMDG100    | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHZB32990 | 钻针深度停止器 | 直径D1=2.3mm 长度L1=7.5mm | TANTSf2307 | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHZB32991 | 钻针深度停止器 | 直径D1=2.3mm 长度L1=6mm   | TANTSf2308 | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHZB32992 | 钻针深度停止器 | 直径D1=2.3mm 长度L1=4.5mm | TANTSf2310 | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHZB32993 | 钻针深度停止器 | 直径D1=2.3mm 长度L1=3mm   | TANTSf2311 | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHZB32994 | 钻针深度停止器 | 直径D1=2.5mm 长度L1=8mm   | MRTBS05    | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHZB32995 | 钻针深度停止器 | 直径D1=2.5mm 长度L1=7mm   | MRTBS06    | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHZB32996 | 钻针深度停止器 | 直径D1=2.5mm 长度L1=6mm   | MRTBS07    | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHZB32997 | 钻针深度停止器 | 直径D1=2.5mm 长度L1=4.5mm | MRTBS08    | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |



| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                | 产品型号      | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|-----------|---------------------|-----------|--------------------------|------|
| QHZB32998 | 钻针深度停止器   | 直径D1=2.5mm 长度L1=3mm | MRTBS10   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB32999 | 牙科种植体种植工具 | /                   | MEIHC330L | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33000 | 牙科种植体种植工具 | /                   | MEIHC330S | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33001 | 牙科种植体种植工具 | /                   | MEIHC330E | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33002 | 牙科种植体种植工具 | /                   | MEIHC400L | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33003 | 牙科种植体种植工具 | /                   | MEIHC400S | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33004 | 牙科种植体种植工具 | /                   | MEIHC400E | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33005 | 牙科种植体种植工具 | /                   | MRHC100   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33006 | 牙科种植体种植工具 | /                   | MRHC200   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33007 | 牙科种植体种植工具 | /                   | PHTL      | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33008 | 牙科种植体种植工具 | /                   | MIHC100   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33009 | 牙科种植体种植工具 | /                   | MEHC100   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|-----------|------|----------|--------------------------|------|
| QHZB33010 | 牙科种植体种植工具 | /    | MMD310   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33011 | 牙科种植体种植工具 | /    | MMD400   | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33012 | 牙科种植体种植工具 | /    | TBH250L  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33013 | 牙科种植体种植工具 | /    | TBH250S  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33014 | 牙科种植体种植工具 | /    | MMHC250S | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33015 | 牙科种植体种植工具 | /    | MMHC250L | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33016 | 牙科种植体种植工具 | /    | MMHC250U | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33017 | 牙科种植体种植工具 | /    | MTHC200L | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33018 | 牙科种植体种植工具 | /    | MTHC200S | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33019 | 牙科种植体种植工具 | /    | MTHC200U | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33020 | 牙科种植体种植工具 | /    | AGHCR17  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33021 | 牙科种植体种植工具 | /    | AGHCR23  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业                      | 挂网企业 |
|-----------|-----------|------|---------|---------------------------|------|
| QHZB33022 | 牙科种植体种植工具 | /    | AGHCW23 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33023 | 牙科种植体种植工具 | /    | AGHCR25 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33024 | 牙科种植体种植工具 | /    | AGHCW25 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33025 | 牙科种植体种植工具 | /    | HCU25   | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33026 | 牙科种植体种植工具 | /    | HCS25   | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33027 | 牙科种植体种植工具 | /    | HCL25   | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33028 | 牙科种植体种植工具 | /    | HCS17   | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33029 | 牙科种植体种植工具 | /    | HCL17   | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33030 | 牙科种植体种植工具 | /    | PHCS    | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33031 | 牙科种植体种植工具 | /    | PHCL    | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33032 | 牙科种植体种植工具 | /    | TANHCS  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33033 | 牙科种植体种植工具 | /    | TANHCL  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业                      | 挂网企业 |
|-----------|-----------|------|------------|---------------------------|------|
| QHZB33034 | 牙科种植体种植工具 | /    | TANHCU     | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33035 | 牙科种植体种植工具 | /    | MTHC100L   | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33036 | 牙科种植体种植工具 | /    | MTHC100S   | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33037 | 牙科种植体种植工具 | /    | MMDH310    | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33038 | 牙科种植体种植工具 | /    | TEXRDS2010 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33039 | 牙科种植体种植工具 | /    | TEXRDU2005 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33040 | 牙科种植体种植工具 | /    | MEIRE330L  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33041 | 牙科种植体种植工具 | /    | MEIRE330S  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33042 | 牙科种植体种植工具 | /    | MEIRE330E  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33043 | 牙科种植体种植工具 | /    | MEIRE400L  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33044 | 牙科种植体种植工具 | /    | MEIRE400S  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33045 | 牙科种植体种植工具 | /    | MEIRE400E  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|-----------|------|----------|-------------------------|------|
| QHQB33046 | 牙科种植体种植工具 | /    | MMT310L  | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHQB33047 | 牙科种植体种植工具 | /    | MMT310S  | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHQB33048 | 牙科种植体种植工具 | /    | MMT400L  | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHQB33049 | 牙科种植体种植工具 | /    | MMT400S  | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHQB33050 | 牙科种植体种植工具 | /    | MMT0310L | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHQB33051 | 牙科种植体种植工具 | /    | MMT0310S | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHQB33052 | 牙科种植体种植工具 | /    | MERD100L | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHQB33053 | 牙科种植体种植工具 | /    | MERD100S | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHQB33054 | 牙科种植体种植工具 | /    | MRIR100L | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHQB33055 | 牙科种植体种植工具 | /    | MRIR100S | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHQB33056 | 牙科种植体种植工具 | /    | MTRD100L | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |
| QHQB33057 | 牙科种植体种植工具 | /    | MTRD100S | MegaGen Implant Co.，Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业                      | 挂网企业 |
|-----------|-----------|------|----------|---------------------------|------|
| QHZB33058 | 牙科种植体种植工具 | /    | MTRD100E | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33059 | 牙科种植体种植工具 | /    | TBR250L  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33060 | 牙科种植体种植工具 | /    | TBR250S  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33061 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICRH2324 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33062 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICWH2324 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33063 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICRH2518 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33064 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICRH2523 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33065 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICWH2523 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33066 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICNH1722 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33067 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICRH2127 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33068 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICRA0E   | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33069 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICWA0E   | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业                      | 挂网企业 |
|-----------|-----------|------|-----------|---------------------------|------|
| QHZB33070 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICRH2224  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33071 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICRH2624  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33072 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICRH2324H | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33073 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICWH2324H | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33074 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICRH2518H | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33075 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICRH2523H | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33076 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICWH2523H | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33077 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICNH1722H | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33078 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICRH2127H | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33079 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICR2224H  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33080 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICR2624H  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33081 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICRSBNH   | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业                      | 挂网企业 |
|-----------|-----------|------|---------|---------------------------|------|
| QHQB33082 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICRSBLH | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHQB33083 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICRSBN  | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHQB33084 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICRSBL1 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHQB33085 | 牙科种植体种植工具 | /    | ICRSBL2 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHQB33086 | 牙科种植体种植工具 | /    | RCU25   | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHQB33087 | 牙科种植体种植工具 | /    | RCS25   | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHQB33088 | 牙科种植体种植工具 | /    | RCL25   | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHQB33089 | 牙科种植体种植工具 | /    | RCS17   | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHQB33090 | 牙科种植体种植工具 | /    | RCL17   | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHQB33091 | 牙科种植体种植工具 | /    | AGRCR17 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHQB33092 | 牙科种植体种植工具 | /    | AGRCR23 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHQB33093 | 牙科种植体种植工具 | /    | AGRCW23 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |



| 流水号       | 产品名称      | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业                      | 挂网企业 |
|-----------|-----------|------|------------|---------------------------|------|
| QHZB33094 | 牙科种植体种植工具 | /    | AGRCR25    | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33095 | 牙科种植体种植工具 | /    | AGRCW25    | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33096 | 牙科种植体种植工具 | /    | TANREL     | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33097 | 牙科种植体种植工具 | /    | TANRES     | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33098 | 牙科种植体种植工具 | /    | TANREU     | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33099 | 牙科种植体种植工具 | /    | ORCS       | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33100 | 牙科种植体种植工具 | /    | AGSAR18    | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33101 | 牙科种植体种植工具 | /    | AGSAW18    | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33102 | 牙科种植体种植工具 | /    | AGSAR20    | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33103 | 牙科种植体种植工具 | /    | AGSAW20    | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33104 | 牙科种植体种植工具 | /    | TCMACP2015 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |
| QHZB33105 | 牙科种植体种植工具 | /    | TCMACP2018 | MegaGen Implant Co. , Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格     | 产品型号                         | 生产企业                       | 挂网企业 |
|-----------|-----------|----------|------------------------------|----------------------------|------|
| QHZB33106 | 牙科种植体种植工具 | /        | TCMACP2020                   | MegaGen Implant Co., Ltd   |      |
| QHZB33107 | 牙科种植体种植工具 | /        | MRE400S                      | MegaGen Implant Co., Ltd   |      |
| QHZB33108 | 牙科种植体种植工具 | /        | AGTT80                       | MegaGen Implant Co., Ltd   |      |
| QHZB33109 | 牙科种植体种植工具 | /        | AGHA                         | MegaGen Implant Co., Ltd   |      |
| QHZB3311  | 颈部固定板     | 长22-32mm | CP0022T-CP0032T              | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司)   |      |
| QHZB33110 | 牙科种植体种植工具 | /        | ARARD                        | MegaGen Implant Co., Ltd   |      |
| QHZB33111 | 牙科种植体种植工具 | /        | MDE150                       | MegaGen Implant Co., Ltd   |      |
| QHZB33112 | 牙科种植体种植工具 | /        | TANMI                        | MegaGen Implant Co., Ltd   |      |
| QHZB33114 | 牙钻        | /        | 7134\$7121\$7122\$7123\$7124 | 美国Ultradent Products, Inc. |      |
| QHZB3312  | 颈部固定板     | 长34-54mm | CP0034T-CP0054T              | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司)   |      |
| QHZB33120 | 儿童牙冠      | 儿童牙冠补充装  | D-UL-2等                      | 韩国Shinhung Co., Ltd.       |      |
| QHZB33121 | 儿童牙冠      | 儿童牙冠介绍套装 | D-UL-2等                      | 韩国Shinhung Co., Ltd.       |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                                                     | 产品型号            | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| QHZB3313  | 颈部固定板    | 长56-70mm                                                 | CP0056T-CP0070T | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| QHZB3314  | 颈部固定板    | 长22-32mm                                                 | CP0022T-CP0032T | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| QHZB3315  | 颈椎固定方向螺钉 | 直径3.5 长10-20mm                                           | CP1310T-CP1320T | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| QHZB3316  | 颈椎固定方向螺钉 | 直径4.0 长10-20mm                                           | CP1410T-CP1420T | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| QHZB33160 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=4.50mm 种植体底部直径D3=5.00mm 种植体直径 | RSWIR6007       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33161 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=4.50mm 种植体底部直径D3=5.00mm 种植体直径 | RSWIR6008       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33162 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=4.50mm 种植体底部直径D3=5.00mm 种植体直径 | RSWIR6010       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33163 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=4.50mm 种植体底部直径D3=5.00mm 种植体直径 | RSWIR6011       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33164 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=4.50mm 种植体底部直径D3=5.00mm 种植体直径 | RSWIR6013       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33165 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=5.00mm 种植体底部直径D3=5.50mm 种植体直径 | RSWIR6507       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33166 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=5.00mm 种植体底部直径D3=5.50mm 种植体直径 | RSWIR6508       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33167 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=5.00mm 种植体底部直径D3=5.50mm 种植体直径 | RSWIR6510       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                                                     | 产品型号            | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| QHZB33168 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=5.00mm 种植体底部直径D3=5.50mm 种植体直径 | RSWIR6511       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33169 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=5.00mm 种植体底部直径D3=5.50mm 种植体直径 | RSWIR6513       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB3317  | 颈椎固定方向螺钉 | 直径3.5 长10-20mm                                           | CP2310T-CP2320T | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| QHZB33170 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=5.00mm 种植体底部直径D3=5.50mm 种植体直径 | RSWIR7007       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33171 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=5.00mm 种植体底部直径D3=5.50mm 种植体直径 | RSWIR7008       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33172 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=5.00mm 种植体底部直径D3=5.50mm 种植体直径 | RSWIR7010       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33173 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=5.00mm 种植体底部直径D3=5.50mm 种植体直径 | RSWIR7011       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33174 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=5.00mm 种植体底部直径D3=5.50mm 种植体直径 | RSWIR7013       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33175 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=5.50mm 种植体底部直径D3=6.00mm 种植体直  | RSWIR7507       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33176 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=5.50mm 种植体底部直径D3=6.00mm 种植体直  | RSWIR7508       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33177 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=5.50mm 种植体底部直径D3=6.00mm 种植体直  | RSWIR7510       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33178 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=5.50mm 种植体底部直径D3=6.00mm 种植体直  | RSWIR7511       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                                                     | 产品型号            | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| QHZB33179 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=5.50mm 种植体底部直径D3=6.00mm 种植体直  | RSWIR7513       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB3318  | 颈椎固定方向螺钉 | 直径4.0 长10-20mm                                           | CP2410T-CP2420T | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| QHZB33180 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=6.00mm 种植体底部直径D3=6.50mm 种植体直径 | RSWIR8007       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33181 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=6.00mm 种植体底部直径D3=6.50mm 种植体直径 | RSWIR8008       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33182 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=6.00mm 种植体底部直径D3=6.50mm 种植体直径 | RSWIR8010       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33183 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=6.00mm 种植体底部直径D3=6.50mm 种植体直径 | RSWIR8011       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33184 | 种植体      | 种植体内部直径D1=4.00mm 种植体平台直径D2=6.00mm 种植体底部直径D3=6.50mm 种植体直径 | RSWIR8013       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33185 | 覆盖螺钉     | 覆盖螺钉D1=3.93mm 螺纹尺寸D2=M2.50X0.45Pmm L1=4.65mm             | ARSIC100        | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33186 | 愈合基台     | 愈合基台直径D1=6.00mm 螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L1=8.30mm        | ARSIH602        | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33187 | 愈合基台     | 愈合基台直径D1=6.00mm 螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L1=9.30mm        | ARSIH603        | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33188 | 愈合基台     | 愈合基台直径D1=6.00mm 螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L1=10.30mm       | ARSIH604        | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33189 | 愈合基台     | 愈合基台直径D1=6.00mm 螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L1=11.30mm       | ARSIH605        | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称               | 产品规格                                                                | 产品型号            | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|
| QHZB33190 | 愈合基台               | 愈合基台直径D1=8.00mm 螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L1=8.30mm                   | ARSIH802        | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33191 | 愈合基台               | 愈合基台直径D1=8.00mm 螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L1=9.30mm                   | ARSIH803        | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33192 | 愈合基台               | 愈合基台直径D1=8.00mm 螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L1=10.30mm                  | ARSIH804        | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33193 | 愈合基台               | 愈合基台直径D1=8.00mm 螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L1=11.30mm                  | ARSIH805        | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33194 | 愈合基台               | 愈合基台直径D1=10.00mm 螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L1=8.30mm                  | ARSIH1002       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33195 | 愈合基台               | 愈合基台直径D1=10.00mm 螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L1=9.30mm                  | ARSIH1003       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33196 | 愈合基台               | 愈合基台直径D1=10.00mm 螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L1=10.30mm                 | ARSIH1004       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33197 | 愈合基台               | 愈合基台直径D1=10.00mm 螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L1=11.30mm                 | ARSIH1005       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33198 | 基台螺钉               | 基台螺钉D1=3.10mm 螺纹尺寸D2=M2.50X0.45Pmm L1=7.90mm                        | ARAS250         | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33199 | 基台螺钉               | 基台螺钉D1=3.10mm 螺纹尺寸D2=M2.50X0.45Pmm L1=8.80mm                        | ARAS250L        | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB3320  | 腰椎椎间融合器(商品名:ROI-T) | 0° , 长24mm, 高7mm-18mm\$5° , 长24mm, 高7mm-18mm\$9° , 长24mm, 高7mm-18mm | IR3611P-IR3682P | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| QHZB33200 | 空心基台(无三凹槽)         | 空心基台直径D1=5.95mm 种植体底部直径D2=3.25mm 种植体内部直径D2=2.50mm 种植体长度             | ARSIPN601       | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称           | 产品规格                                                            | 产品型号      | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|------|
| QHZB33201 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=5.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIPN602 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33202 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=5.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIPN603 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33203 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=5.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIPN604 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33204 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=6.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIPN701 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33205 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=6.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIPN702 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33206 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=6.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIPN703 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33207 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=6.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIPN704 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33208 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=7.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIPN801 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33209 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=7.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIPN802 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33210 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=7.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIPN803 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33211 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=7.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIPN804 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33212 | 空心基台<br>(三凹槽)  | 空心基台直径D1=5.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIP601  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称           | 产品规格                                                            | 产品型号     | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------|
| QHZB33213 | 空心基台<br>(三凹槽)  | 空心基台直径D1=5.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIP602 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33214 | 空心基台<br>(三凹槽)  | 空心基台直径D1=5.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIP603 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33215 | 空心基台<br>(三凹槽)  | 空心基台直径D1=5.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIP604 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33216 | 空心基台<br>(三凹槽)  | 空心基台直径D1=6.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIP701 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33217 | 空心基台<br>(三凹槽)  | 空心基台直径D1=6.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIP702 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33218 | 空心基台<br>(三凹槽)  | 空心基台直径D1=6.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIP703 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33219 | 空心基台<br>(三凹槽)  | 空心基台直径D1=6.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIP704 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33220 | 空心基台<br>(三凹槽)  | 空心基台直径D1=7.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIP801 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33221 | 空心基台<br>(三凹槽)  | 空心基台直径D1=7.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIP802 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33222 | 空心基台<br>(三凹槽)  | 空心基台直径D1=7.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIP803 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33223 | 空心基台<br>(三凹槽)  | 空心基台直径D1=7.95mm 种植体<br>底部直径D2=3.25mm 种植体内部<br>直径D2=2.50mm 种植体长度 | ARSIP804 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33224 | 临时基台<br>(无三凹槽) | 临时基台直径D1=4.95mm 基台底<br>部直径D2=3.20mm 基台长度<br>L=12.00mm           | ARIT100  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |



| 流水号       | 产品名称          | 产品规格                                                        | 产品型号     | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------|
| QHZB33225 | 临时基台<br>(三凹槽) | 临时基台直径D1=4.95mm 基台底部直径D2=3.20mm 基台长度L=11.95mm               | ARIT200  | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33226 | 实心基台          | 实心基台直径D1=5.95mm螺纹尺寸螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L11=11.65mm 上部结构 | ARSIS601 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33227 | 实心基台          | 实心基台直径D1=5.95mm螺纹尺寸螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L11=12.65mm 上部结构 | ARSIS602 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33228 | 实心基台          | 实心基台直径D1=5.95mm螺纹尺寸螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L11=13.65mm 上部结构 | ARSIS603 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33229 | 实心基台          | 实心基台直径D1=5.95mm螺纹尺寸螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L11=14.65mm 上部结构 | ARSIS604 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33230 | 实心基台          | 实心基台直径D1=6.95mm螺纹尺寸螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L11=11.65mm 上部结构 | ARSIS701 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33231 | 实心基台          | 实心基台直径D1=6.95mm螺纹尺寸螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L11=12.65mm 上部结构 | ARSIS702 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33232 | 实心基台          | 实心基台直径D1=6.95mm螺纹尺寸螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L11=13.65mm 上部结构 | ARSIS703 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33233 | 实心基台          | 实心基台直径D1=6.95mm螺纹尺寸螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L11=14.65mm 上部结构 | ARSIS704 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33234 | 实心基台          | 实心基台直径D1=7.95mm螺纹尺寸螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L11=11.65mm 上部结构 | ARSIS801 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33235 | 实心基台          | 实心基台直径D1=7.95mm螺纹尺寸螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L11=12.65mm 上部结构 | ARSIS802 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33236 | 实心基台          | 实心基台直径D1=7.95mm螺纹尺寸螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L11=13.65mm 上部结构 | ARSIS803 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称                 | 产品规格                                                           | 产品型号         | 生产企业                         | 挂网企业 |
|-----------|----------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------|
| QHZB33237 | 实心基台                 | 实心基台直径D1=7.95mm螺纹尺寸<br>螺纹尺寸D2=M2.50X0.45P 种植体长度L1=14.65mm 上部结构 | ARSIS804     | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33238 | 种植体                  | 植体内部直径D1=2.70mm 植体直径D2=3.50mm 底部直径D3=3.25mm 植体长度L1=8.10mm      | EZIS3308     | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33239 | 种植体                  | 植体内部直径D1=2.70mm 植体直径D2=3.50mm 底部直径D3=3.25mm 植体长度L1=9.60mm      | EZIS3310     | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB3324  | 子宫填塞球囊导管(商品名: Bakri) | J-SOS-100500                                                   | J-SOS-100500 | 美国Cook Incorporated (美国库克公司) |      |
| QHZB33240 | 种植体                  | 植体内部直径D1=2.70mm 植体直径D2=3.50mm 底部直径D3=3.25mm 植体长度L1=11.10mm     | EZIS3311     | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33241 | 种植体                  | 植体内部直径D1=2.70mm 植体直径D2=3.50mm 底部直径D3=3.25mm 植体长度L1=12.60mm     | EZIS3313     | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33242 | 种植体                  | 植体内部直径D1=2.70mm 植体直径D2=3.50mm 底部直径D3=3.25mm 植体长度L1=14.60mm     | EZIS3315     | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33243 | 种植体                  | 植体内部直径D1=2.70mm 植体直径D2=3.50mm 底部直径D3=3.25mm 植体长度L1=17.60mm     | EZIS3318     | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33244 | 种植体                  | 植体内部直径D1=3.30mm 植体直径D2=4.10mm 底部直径D3=3.75mm 植体长度L1=8.10mm      | EZIR4008     | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33245 | 种植体                  | 植体内部直径D1=3.30mm 植体直径D2=4.10mm 底部直径D3=3.75mm 植体长度L1=9.60mm      | EZIR4010     | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33246 | 种植体                  | 植体内部直径D1=3.30mm 植体直径D2=4.10mm 底部直径D3=3.75mm 植体长度L1=11.10mm     | EZIR4011     | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33247 | 种植体                  | 植体内部直径D1=3.30mm 植体直径D2=4.10mm 底部直径D3=3.75mm 植体长度L1=12.60mm     | EZIR4013     | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |

| 流水号       | 产品名称                 | 产品规格                                                       | 产品型号     | 生产企业                              | 挂网企业 |
|-----------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------|------|
| QHZB33248 | 种植体                  | 植体内部直径D1=3.30mm 植体直径D2=4.10mm 底部直径D3=3.75mm 植体长度L1=14.60mm | EZIR4015 | MegaGen Implant Co., Ltd          |      |
| QHZB33249 | 种植体                  | 植体内部直径D1=3.30mm 植体直径D2=4.10mm 底部直径D3=3.75mm 植体长度L1=17.60mm | EZIR4018 | MegaGen Implant Co., Ltd          |      |
| QHZB3325  | 乳腺穿刺定位针(商品名: Dualok) | LW0037\$ LW0057\$ LW0077\$ LW0107\$ LW0137                 | /        | 美国 Bard Peripheral Vascular, Inc. |      |
| QHZB33250 | 种植体                  | 植体内部直径D1=3.30mm 植体直径D2=4.50mm 底部直径D3=4.25mm 植体长度L1=7.30mm  | EZIR4507 | MegaGen Implant Co., Ltd          |      |
| QHZB33251 | 种植体                  | 植体内部直径D1=3.30mm 植体直径D2=4.50mm 底部直径D3=4.25mm 植体长度L1=8.10mm  | EZIR4508 | MegaGen Implant Co., Ltd          |      |
| QHZB33252 | 种植体                  | 植体内部直径D1=3.30mm 植体直径D2=4.50mm 底部直径D3=4.25mm 植体长度L1=9.60mm  | EZIR4510 | MegaGen Implant Co., Ltd          |      |
| QHZB33253 | 种植体                  | 植体内部直径D1=3.30mm 植体直径D2=4.50mm 底部直径D3=4.25mm 植体长度L1=11.10mm | EZIR4511 | MegaGen Implant Co., Ltd          |      |
| QHZB33254 | 种植体                  | 植体内部直径D1=3.30mm 植体直径D2=4.50mm 底部直径D3=4.25mm 植体长度L1=12.60mm | EZIR4513 | MegaGen Implant Co., Ltd          |      |
| QHZB33255 | 种植体                  | 植体内部直径D1=3.30mm 植体直径D2=4.50mm 底部直径D3=4.25mm 植体长度L1=14.60mm | EZIR4515 | MegaGen Implant Co., Ltd          |      |
| QHZB33256 | 种植体                  | 植体内部直径D1=3.30mm 植体直径D2=4.50mm 底部直径D3=4.25mm 植体长度L1=17.60mm | EZIR4518 | MegaGen Implant Co., Ltd          |      |
| QHZB33257 | 种植体                  | 植体内部直径D1=3.30mm 植体直径D2=5.50mm 底部直径D3=4.75mm 植体长度L1=8.10mm  | EZIW5008 | MegaGen Implant Co., Ltd          |      |
| QHZB33258 | 种植体                  | 植体内部直径D1=3.30mm 植体直径D2=5.50mm 底部直径D3=4.75mm 植体长度L1=9.60mm  | EZIW5010 | MegaGen Implant Co., Ltd          |      |

| 流水号       | 产品名称             | 产品规格                                                       | 产品型号                                                                         | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| QHZB33259 | 种植体              | 植体内部直径D1=3.30mm 植体直径D2=5.50mm 底部直径D3=4.75mm 植体长度L1=11.10mm | EZIW5011                                                                     | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB3326  | 取石网篮(商品名: RUSCH) | 2.5Ch. \$3Ch. \$4Ch. \$5Ch.                                | 342700\$342900\$342800<br>\$341450\$341400\$34150<br>0\$341600\$341401\$3415 | 爱尔兰 Teleflex Medical     |      |
| QHZB33260 | 种植体              | 植体内部直径D1=3.30mm 植体直径D2=5.50mm 底部直径D3=4.75mm 植体长度L1=12.60mm | EZIW5013                                                                     | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33261 | 种植体              | 植体内部直径D1=3.30mm 植体直径D2=5.50mm 底部直径D3=4.75mm 植体长度L1=14.60mm | EZIW5015                                                                     | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33262 | 种植体              | 植体内部直径D1=3.30mm 植体直径D2=5.50mm 底部直径D3=4.75mm 植体长度L1=17.60mm | EZIW5018                                                                     | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33263 | 基台螺钉             | 基台螺钉D1=2.30mm 螺纹尺寸D2=M1.6x0.35Pmm L1=9.70mm                | EPAS100                                                                      | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33264 | 基台螺钉             | 基台螺钉D1=2.30mm 螺纹尺寸D2=M2.0x0.40Pmm L1=10.80mm               | AMAS100                                                                      | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33265 | 覆盖螺钉             | 覆盖螺钉D1=3.00mm 螺纹尺寸D2=M1.6x0.35Pmm L1=6.00mm                | EPCS100                                                                      | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33266 | 覆盖螺钉             | 覆盖螺钉D1=3.60mm 螺纹尺寸D2=M2.0x0.40Pmm L1=7.40mm                | EPCS200                                                                      | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33267 | 愈合基台             | 愈合基台直径D1=4.00mm螺纹尺寸 D2=M1.6x 0.35P 愈合基台长度L1=9.0mm          | EPHA403                                                                      | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33268 | 愈合基台             | 愈合基台直径D1=4.00mm螺纹尺寸 D2=M1.6x 0.35P 愈合基台长度L1=11.0mm         | EPHA405                                                                      | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33269 | 愈合基台             | 愈合基台直径D1=4.00mm螺纹尺寸 D2=M1.6x 0.35P 愈合基台长度L1=13.0mm         | EPHA407                                                                      | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称            | 产品规格                                                   | 产品型号     | 生产企业                         | 挂网企业 |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------|
| QHZB3327  | 超声内窥镜专用水囊和水囊外鞘管 | MAJ-233\$MAJ-249\$MH-246R                              | /        | 日本 オリンパスメディカルシステムズ株式会社       |      |
| QHZB33270 | 愈合基台            | 愈合基台直径D1=5.00mm螺纹尺寸 D2=M2.00mmx 0.40P 愈合基台长度L1=8.80mm  | AMHA503  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33271 | 愈合基台            | 愈合基台直径D1=5.00mm螺纹尺寸 D2=M2.00mmx 0.40P 愈合基台长度L1=10.80mm | AMHA505  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33272 | 愈合基台            | 愈合基台直径D1=5.00mm螺纹尺寸 D2=M2.00mmx 0.40P 愈合基台长度L1=12.80mm | AMHA507  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33273 | 愈合基台            | 愈合基台直径D1=6.00mm螺纹尺寸 D2=M2.00mmx 0.40P 愈合基台长度L1=8.80mm  | AMHA603  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33274 | 愈合基台            | 愈合基台直径D1=6.00mm螺纹尺寸 D2=M2.00mmx 0.40P 愈合基台长度L1=10.80mm | AMHA605  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33275 | 愈合基台            | 愈合基台直径D1=6.00mm螺纹尺寸 D2=M2.00mmx 0.40P 愈合基台长度L1=12.80mm | AMHA607  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33276 | 临时基台<br>(无三凹槽)  | 临时基台直径D1=3.95mm底部直径D2=2.30mm 临时基台长度L1=12.25mm          | EPTN100  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33277 | 临时基台<br>(无三凹槽)  | 临时基台直径D1=4.45mm 底部直径D2=2.30mm 临时基台长度L1=13.00mm         | EZITN100 | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33278 | 临时基台<br>(三凹槽)   | 临时基台直径D1=3.95mm 底部直径D2=2.30mm临时基台长度L1=12.60mm          | EPHT200  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33279 | 临时基台<br>(三凹槽)   | 临时基台直径D1=4.45mm 底部直径D2=2.30mm临时基台长度L1=13.00mm          | EZITH100 | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB3328  | 输卵管造影导管         | J-SSG-504000\$J-SSG-554086                             | /        | 美国Cook Incorporated (美国库克公司) |      |

| 流水号       | 产品名称           | 产品规格                                                                                 | 产品型号                                                      | 生产企业                         | 挂网企业 |
|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| QHZB33280 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=4.00mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=1.60mm 空心基台长                            | EPEN4155                                                  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33281 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=4.00mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=1.60mm 空心基台长                            | EPEN4255                                                  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33282 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=4.00mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=1.60mm 空心基台长                            | EPEN4355                                                  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33283 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=4.00mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=1.60mm 空心基台长                            | EPEN4455                                                  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33284 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=4.00mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=1.60mm 空心基台长                            | EPEN4555                                                  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33285 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=4.95mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=2.00mm 空心基台长                            | AMMP5150                                                  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33286 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=4.95mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=2.00mm 空心基台长                            | AMMP5250                                                  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33287 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=4.95mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=2.00mm 空心基台长                            | AMMP5350                                                  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33288 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=4.95mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=2.00mm 空心基台长                            | AMMP5450                                                  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB33289 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=4.95mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=2.00mm 空心基台长                            | AMMP5550                                                  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |
| QHZB3329  | 分流栓            | 0F-1000\$0F-1250\$0F-1500\$0F-1750\$0F-2000\$0F-2250\$0F-2500\$0F-2750\$0F-3000\$0F- | 0F-1000\$0F-1250\$0F-1500\$0F-1750\$0F-2000\$0F-2250\$0F- | 美国 MAQUET Cardiovascular LLC |      |
| QHZB33290 | 空心基台<br>(无三凹槽) | 空心基台直径D1=5.95mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=2.00mm 空心基台长                            | AMMP6150                                                  | MegaGen Implant Co., Ltd     |      |

| 流水号       | 产品名称                    | 产品规格                                                      | 产品型号     | 生产企业                          | 挂网企业 |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|------|
| QHZB33291 | 空心基台<br>(无三凹槽)          | 空心基台直径D1=5.95mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=2.00mm 空心基台长 | AMMP6250 | MegaGen Implant Co., Ltd      |      |
| QHZB33292 | 空心基台<br>(无三凹槽)          | 空心基台直径D1=5.95mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=2.00mm 空心基台长 | AMMP6350 | MegaGen Implant Co., Ltd      |      |
| QHZB33293 | 空心基台<br>(无三凹槽)          | 空心基台直径D1=5.95mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=2.00mm 空心基台长 | AMMP6450 | MegaGen Implant Co., Ltd      |      |
| QHZB33294 | 空心基台<br>(无三凹槽)          | 空心基台直径D1=5.95mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=2.00mm 空心基台长 | AMMP6550 | MegaGen Implant Co., Ltd      |      |
| QHZB33295 | 空心基台<br>(三凹槽)           | 空心基台直径D1=4.00mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=1.60mm 空心基台长 | EPEH4155 | MegaGen Implant Co., Ltd      |      |
| QHZB33296 | 空心基台<br>(三凹槽)           | 空心基台直径D1=4.00mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=1.60mm 空心基台长 | EPEH4255 | MegaGen Implant Co., Ltd      |      |
| QHZB33297 | 空心基台<br>(三凹槽)           | 空心基台直径D1=4.00mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=1.60mm 空心基台长 | EPEH4355 | MegaGen Implant Co., Ltd      |      |
| QHZB33298 | 空心基台<br>(三凹槽)           | 空心基台直径D1=4.00mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=1.60mm 空心基台长 | EPEH4455 | MegaGen Implant Co., Ltd      |      |
| QHZB33299 | 空心基台<br>(三凹槽)           | 空心基台直径D1=4.00mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=1.60mm 空心基台长 | EPEH4555 | MegaGen Implant Co., Ltd      |      |
| QHZB3330  | 起搏电极导线(商品名:<br>IsoFlex) | 1944\$1948                                                | /        | 美国 CRMD St. Jude Medical CRMD |      |
| QHZB33300 | 空心基台<br>(三凹槽)           | 空心基台直径D1=4.95mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=2.00mm 空心基台长 | AEZP5150 | MegaGen Implant Co., Ltd      |      |
| QHZB33301 | 空心基台<br>(三凹槽)           | 空心基台直径D1=4.95mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=2.00mm 空心基台长 | AEZP5250 | MegaGen Implant Co., Ltd      |      |

| 流水号       | 产品名称                     | 产品规格                                                        | 产品型号     | 生产企业                                                   | 挂网企业 |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------|
| QHZB33302 | 空心基台<br>(三凹槽)            | 空心基台直径D1=4.95mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=2.00mm 空心基台长   | AEZP5350 | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |
| QHZB33303 | 空心基台<br>(三凹槽)            | 空心基台直径D1=4.95mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=2.00mm 空心基台长   | AEZP5450 | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |
| QHZB33304 | 空心基台<br>(三凹槽)            | 空心基台直径D1=4.95mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=2.00mm 空心基台长   | AEZP5550 | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |
| QHZB33305 | 空心基台<br>(三凹槽)            | 空心基台直径D1=5.95mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=2.00mm 空心基台长   | AEZP6150 | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |
| QHZB33306 | 空心基台<br>(三凹槽)            | 空心基台直径D1=5.95mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=2.00mm 空心基台长   | AEZP6250 | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |
| QHZB33307 | 空心基台<br>(三凹槽)            | 空心基台直径D1=5.95mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=2.00mm 空心基台长   | AEZP6350 | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |
| QHZB33308 | 空心基台<br>(三凹槽)            | 空心基台直径D1=5.95mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=2.00mm 空心基台长   | AEZP6450 | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |
| QHZB33309 | 空心基台<br>(三凹槽)            | 空心基台直径D1=5.95mm 空心基台内部直径D2=2.30mm 空心基台底部直径D3=2.00mm 空心基台长   | AEZP6550 | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |
| QHZB3331  | 植入式心脏再同步起搏器(商品名: Anthem) | Anthem RF PM3212                                            | PM3212   | 美国 St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division |      |
| QHZB33310 | 实心基台                     | 实心基台直径D1=4.00mm 螺纹尺寸D2=M1.60X 0.35P 实心基台长度L1=12.20mm 上部结构高度 | EPS4155  | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |
| QHZB33311 | 实心基台                     | 实心基台直径D1=4.00mm 螺纹尺寸D2=M1.60X 0.35P 实心基台长度L1=13.20mm 上部结构高度 | EPS4255  | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |
| QHZB33312 | 实心基台                     | 实心基台直径D1=4.00mm 螺纹尺寸D2=M1.60X 0.35P 实心基台长度L1=14.20mm 上部结构高度 | EPS4355  | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |



| 流水号       | 产品名称                  | 产品规格                                                        | 产品型号     | 生产企业                                                   | 挂网企业 |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|------|
| QHZB33313 | 实心基台                  | 实心基台直径D1=4.00mm 螺纹尺寸D2=M1.60X 0.35P 实心基台长度L1=15.20mm 上部结构高度 | EPS4455  | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |
| QHZB33314 | 实心基台                  | 实心基台直径D1=4.00mm 螺纹尺寸D2=M1.60X 0.35P 实心基台长度L1=16.20mm 上部结构高度 | EPS4555  | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |
| QHZB33315 | 实心基台                  | 实心基台直径D1=4.95mm 螺纹尺寸D2=M2.00X 0.40P 实心基台长度L1=11.20mm 上部结构高度 | AMMS5135 | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |
| QHZB33316 | 实心基台                  | 实心基台直径D1=4.95mm 螺纹尺寸D2=M2.00X 0.40P 实心基台长度L1=12.20mm 上部结构高度 | AMMS5235 | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |
| QHZB33317 | 实心基台                  | 实心基台直径D1=4.95mm 螺纹尺寸D2=M2.00X 0.40P 实心基台长度L1=13.20mm 上部结构高度 | AMMS5335 | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |
| QHZB33318 | 实心基台                  | 实心基台直径D1=4.95mm 螺纹尺寸D2=M2.00X 0.40P 实心基台长度L1=14.20mm 上部结构高度 | AMMS5435 | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |
| QHZB33319 | 实心基台                  | 实心基台直径D1=4.95mm 螺纹尺寸D2=M2.00X 0.40P 实心基台长度L1=15.20mm 上部结构高度 | AMMS5535 | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |
| QHZB3332  | 植入式心脏起搏器(商品名: Accent) | PM1110\$PM1210                                              | /        | 美国 St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division |      |
| QHZB33320 | 实心基台                  | 实心基台直径D1=4.95mm 螺纹尺寸D2=M2.00X 040P 实心基台长度L1=12.70mm 上部结构高度  | AMMS5150 | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |
| QHZB33321 | 实心基台                  | 实心基台直径D1=4.95mm 螺纹尺寸D2=M2.00X 040P 实心基台长度L1=13.70mm 上部结构高度  | AMMS5250 | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |
| QHZB33322 | 实心基台                  | 实心基台直径D1=4.95mm 螺纹尺寸D2=M2.00X 040P 实心基台长度L1=14.70mm上部结构高度   | AMMS5350 | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |
| QHZB33323 | 实心基台                  | 实心基台直径D1=4.95mm 螺纹尺寸D2=M2.00X 040P 实心基台长度L1=15.70mm上部结构高度   | AMMS5450 | MegaGen Implant Co., Ltd                               |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格                                                        | 产品型号     | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------|
| QHZB33324 | 实心基台 | 实心基台直径D1=4.95mm 螺纹尺寸D2=M2.00X 040P 实心基台长度L1=16.70mm 上部结构高度  | AMMS5550 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33325 | 实心基台 | 实心基台直径D1=5.95mm 螺纹尺寸D2=M2.00X 0.40P 实心基台长度L1=11.20mm 上部结构高度 | AMMS6135 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33326 | 实心基台 | 实心基台直径D1=5.95mm 螺纹尺寸D2=M2.00X 0.40P 实心基台长度L1=12.20mm 上部结构高度 | AMMS6235 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33327 | 实心基台 | 实心基台直径D1=5.95mm 螺纹尺寸D2=M2.00X 0.40P 实心基台长度L1=13.20mm 上部结构高度 | AMMS6335 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33328 | 实心基台 | 实心基台直径D1=5.95mm 螺纹尺寸D2=M2.00X 0.40P 实心基台长度L1=14.20mm 上部结构高度 | AMMS6435 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33329 | 实心基台 | 实心基台直径D1=5.95mm 螺纹尺寸D2=M2.00X 0.40P 实心基台长度L1=15.20mm 上部结构高度 | AMMS6535 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33330 | 实心基台 | 实心基台直径D1=5.95mm 螺纹尺寸D2=M2.00X 0.40P 实心基台长度L1=12.70mm 上部结构高度 | AMMS6150 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33331 | 实心基台 | 实心基台直径D1=5.95mm 螺纹尺寸D2=M2.00X 0.40P 实心基台长度L1=13.70mm上部结构高度  | AMMS6250 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33332 | 实心基台 | 实心基台直径D1=5.95mm 螺纹尺寸D2=M2.00X 0.40P 实心基台长度L1=14.70mm 上部结构高度 | AMMS6350 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33333 | 实心基台 | 实心基台直径D1=5.95mm 螺纹尺寸D2=M2.00X 0.40P 实心基台长度L1=15.70mm上部结构高度  | AMMS6450 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33334 | 实心基台 | 实心基台直径D1=5.95mm 螺纹尺寸D2=M2.00X 0.40P 实心基台长度L1=16.70 mm上部结构高度 | AMMS6550 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33335 | 角度基台 | 角度基台直径D1=4.0mm 角度基台内部直径D2=1.96mm 基台螺丝上直径D3=2.30mm 基台螺丝下直    | EPAA4215 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格                                                      | 产品型号     | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------|
| QHZB33336 | 角度基台 | 角度基台直径D1=4.0mm 角度基台内部直径D2=1.96mm 基台螺丝上直径D3=2.30mm 基台螺丝下直  | EPAA4415 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33337 | 角度基台 | 角度基台直径D1=4.0mm 角度基台内部直径D2=1.96mm 基台螺丝上直径D3=2.30mm 基台螺丝下直  | EPAA4225 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33338 | 角度基台 | 角度基台直径D1=4.0mm 角度基台内部直径D2=1.96mm 基台螺丝上直径D3=2.30mm 基台螺丝下直  | EPAA4425 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33339 | 角度基台 | 角度基台直径D1=5.0mm 角度基台内部直径D2=2.27mm 基台螺丝上直径D3=2.30mm 基台螺丝下直  | AMAA5215 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33340 | 角度基台 | 角度基台直径D1=5.0mm 角度基台内部直径D2=2.27mm 基台螺丝上直径D3=2.30mm 基台螺丝下直  | AMAA5315 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33341 | 角度基台 | 角度基台直径D1=5.0mm 角度基台内部直径D2=2.27mm 基台螺丝上直径D3=2.30mm 基台螺丝下直  | AMAA5415 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33342 | 角度基台 | 角度基台直径D1=5.0mm 角度基台内部直径D2=2.27mm 基台螺丝上直径D3=2.30mm 基台螺丝下直  | AMAA5515 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33343 | 角度基台 | 角度基台直径D1=5.0mm 角度基台内部直径D2=2.27mm 基台螺丝上直径D3=2.30mm 基台螺丝下直  | AMAA5225 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33344 | 角度基台 | 角度基台直径D1=5.0mm 角度基台内部直径D2=2.27mm 基台螺丝上直径D3=2.30mm 基台螺丝下直径 | AMAA5325 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33345 | 角度基台 | 角度基台直径D1=5.0mm 角度基台内部直径D2=2.27mm 基台螺丝上直径D3=2.30mm 基台螺丝下直  | AMAA5425 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33346 | 角度基台 | 角度基台直径D1=5.0mm 角度基台内部直径D2=2.27mm 基台螺丝上直径D3=2.30mm 基台螺丝下直  | AMAA5525 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |
| QHZB33347 | 角度基台 | 角度基台直径D1=6.0mm 角度基台内部直径D2=2.27mm 基台螺丝上直径D3=2.30mm 基台螺丝下直  | AMAA6215 | MegaGen Implant Co., Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格                                                               | 产品型号     | 生产企业                                | 挂网企业 |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|------|
| QHZB33348 | 角度基台         | 角度基台直径D1=6.0mm 角度基台内部直径D2=2.27mm 基台螺丝上直径D3=2.30mm 基台螺丝下直           | AMAA6315 | MegaGen Implant Co., Ltd            |      |
| QHZB33349 | 角度基台         | 角度基台直径D1=6.0mm 角度基台内部直径D2=2.27mm 基台螺丝上直径D3=2.30mm 基台螺丝下直径          | AMAA6415 | MegaGen Implant Co., Ltd            |      |
| QHZB33350 | 角度基台         | 角度基台直径D1=6.0mm 角度基台内部直径D2=2.27mm 基台螺丝上直径D3=2.30mm 基台螺丝下直           | AMAA6515 | MegaGen Implant Co., Ltd            |      |
| QHZB33351 | 角度基台         | 角度基台直径D1=6.0mm 角度基台内部直径D2=2.27mm 基台螺丝上直径D3=2.30mm 基台螺丝下直           | AMAA6225 | MegaGen Implant Co., Ltd            |      |
| QHZB33352 | 角度基台         | 角度基台直径D1=6.0mm 角度基台内部直径D2=2.27mm 基台螺丝上直径D3=2.30mm 基台螺丝下直           | AMAA6325 | MegaGen Implant Co., Ltd            |      |
| QHZB33353 | 角度基台         | 角度基台直径D1=6.0mm 角度基台内部直径D2=2.27mm 基台螺丝上直径D3=2.30mm 基台螺丝下直           | AMAA6425 | MegaGen Implant Co., Ltd            |      |
| QHZB33354 | 角度基台         | 角度基台直径D1=6.0mm 角度基台内部直径D2=2.27mm 基台螺丝上直径D3=2.30mm 基台螺丝下直           | AMAA6525 | MegaGen Implant Co., Ltd            |      |
| QHZB33355 | Multi Post基台 | Multi Post基台直径D1=5.00mm<br>D2=2.5mm L1=10.40mm<br>H1=5.50mm        | EZIMB500 | MegaGen Implant Co., Ltd            |      |
| QHZB33356 | Multi Post基台 | Multi Post基台直径D1=6.00mm<br>D2=2.5mm L1=10.40mm<br>H1=5.50mm        | EZIMB600 | MegaGen Implant Co., Ltd            |      |
| QHZB33357 | Multi Post螺钉 | Multi Post螺钉D1=1.40mm<br>D2=2.50mm 螺纹尺寸<br>D3=M2.00X0.40P L=1.80mm | EXIMS100 | MegaGen Implant Co., Ltd            |      |
| QHZB33358 | Multi Post螺钉 | Multi Post螺钉D1=1.40mm<br>D2=2.50mm 螺纹尺寸<br>D3=M2.00X0.40P L=1.80mm | EZIMS200 | MegaGen Implant Co., Ltd            |      |
| QHZB33359 | 眼科手术刀        | /                                                                  | 52-1502  | 美国 Surgical Specialties Corporation |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格               | 产品型号          | 生产企业                                | 挂网企业 |
|-----------|-----------|--------------------|---------------|-------------------------------------|------|
| QHZB33360 | 眼科手术刀     | /                  | 54-1011       | 美国 Surgical Specialties Corporation |      |
| QHZB33361 | 眼科手术刀     | /                  | 52-2961       | 美国 Surgical Specialties Corporation |      |
| QHZB33362 | 眼科手术刀     | /                  | 52-3261       | 美国 Surgical Specialties Corporation |      |
| QHZB33363 | 眼科手术刀     | /                  | 52-2832       | 美国 Surgical Specialties Corporation |      |
| QHZB33364 | 眼科手术刀     | /                  | 52-2431       | 美国 Surgical Specialties Corporation |      |
| QHZB33365 | 眼科手术刀     | /                  | 52-2231       | 美国 Surgical Specialties Corporation |      |
| QHZB33366 | 眼科手术刀     | /                  | 52-1831       | 美国 Surgical Specialties Corporation |      |
| QHZB33367 | 眼科手术刀     | /                  | 56-5561       | 美国 Surgical Specialties Corporation |      |
| QHZB33368 | 眼科手术刀     | /                  | 51-1901       | 美国 Surgical Specialties Corporation |      |
| QHZB33369 | 眼科手术刀     | /                  | 51-2001       | 美国 Surgical Specialties Corporation |      |
| QHZB33370 | 眼科手术刀     | /                  | 54-6910       | 美国 Surgical Specialties Corporation |      |
| QHZB33371 | 机用根管药物输送针 | 25#规格；长度:21mm规格... | PASTECARRIERS | マニー株式会社（英文：MANI，INC.）               |      |

| 流水号       | 产品名称                            | 产品规格                       | 产品型号                                | 生产企业               | 挂网企业 |
|-----------|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--------------------|------|
| QHZB33374 | 硅橡胶                             | 250ml+250ml（400+400g）      | Elite H-D+ Putty<br>Soft Normal Set | 意大利 Zhermack S.P.A |      |
| QHZB33375 | 硅橡胶                             | 2×50ml，12个混合头，12个口<br>内注射头 | Elite H-D+ Light<br>Body Normal Set | 意大利 Zhermack S.P.A |      |
| QHZB33392 | 定制式固定义齿                         | 钴铬烤瓷冠、桥                    | 定制                                  | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司    |      |
| QHZB33393 | 定制式固定义齿                         | 镍铬烤瓷冠、桥                    | 定制                                  | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司    |      |
| QHZB33394 | 定制式固定义齿                         | 无铍烤瓷冠、桥                    | 定制                                  | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司    |      |
| QHZB33395 | 定制式固定义齿                         | 生物烤瓷冠、桥                    | 定制                                  | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司    |      |
| QHZB33396 | 定制式固定义齿                         | 贝格烤瓷冠、桥                    | 定制                                  | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司    |      |
| QHZB33397 | 定制式固定义齿                         | 纯钛烤瓷冠、桥                    | 定制                                  | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司    |      |
| QHZB33398 | 定制式固定义齿                         | 贵金属烤瓷冠、桥                   | 定制                                  | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司    |      |
| QHZB33399 | 定制式固定义齿                         | 钴铬冠、桥                      | 定制                                  | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司    |      |
| QHZB3340  | 集成CVR膜式氧合器(商品<br>名：AFFINITY NT) | 成人\$儿童                     | 541T                                | 美国 Medtronic, Inc. |      |
| QHZB33400 | 定制式固定义齿                         | 镍铬冠、桥                      | 定制                                  | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司    |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格   | 产品型号 | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|---------|--------|------|-----------------|------|
| QHZB33401 | 定制式固定义齿 | 无铍冠、桥  | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33402 | 定制式固定义齿 | 生物冠、桥  | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33403 | 定制式固定义齿 | 贝格冠、桥  | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33404 | 定制式固定义齿 | 纯钛冠、桥  | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33405 | 定制式固定义齿 | 贵金属冠、桥 | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33406 | 定制式固定义齿 | 钴铬桩    | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33407 | 定制式固定义齿 | 镍铬桩    | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33408 | 定制式固定义齿 | 无铍桩    | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33409 | 定制式固定义齿 | 生物合金桩  | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33410 | 定制式固定义齿 | 贝格桩    | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33411 | 定制式固定义齿 | 纯钛桩    | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33412 | 定制式固定义齿 | 贵金属桩   | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称                | 产品规格                               | 产品型号                               | 生产企业                                   | 挂网企业 |
|-----------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|------|
| QHZB33413 | 定制式固定义齿             | 爱尔创全瓷冠、桥                           | 定制                                 | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33414 | 定制式固定义齿             | 威兰德全瓷冠、桥                           | 定制                                 | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33415 | 定制式固定义齿             | 维他全瓷冠、桥                            | 定制                                 | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33416 | 定制式固定义齿             | 乐瓷冠、桥                              | 定制                                 | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33417 | 定制式固定义齿             | 义获嘉冠、桥                             | 定制                                 | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33418 | 定制式固定义齿             | 义获嘉铸瓷、贴面                           | 定制                                 | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33419 | 定制式固定义齿             | 松风聚合瓷                              | 定制                                 | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB3342  | 连续性静脉静脉血液透析局部抗凝管路系统 | MultiFiltrate Kit Ci-Ca CVVHD 1000 | MultiFiltrate Kit Ci-Ca CVVHD 1000 | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| QHZB33420 | 定制式固定义齿             | 钴铬种植修复体                            | 定制                                 | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33421 | 定制式固定义齿             | 无铍种植修复体                            | 定制                                 | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33422 | 定制式固定义齿             | 纯钛种植修复体                            | 定制                                 | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33423 | 定制式固定义齿             | 贵金属种植修复体                           | 定制                                 | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |



| 流水号       | 产品名称    | 产品规格                                                                         | 产品型号 | 生产企业                                   | 挂网企业 |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|
| QHZB33424 | 定制式固定义齿 | 种植爱尔创修复体                                                                     | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33425 | 定制式固定义齿 | 种植维他修复体                                                                      | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33426 | 定制式固定义齿 | 种植乐瓷修复体                                                                      | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33427 | 定制式固定义齿 | 种植义获嘉冠修复体                                                                    | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33428 | 定制式固定义齿 | 钴铬基台                                                                         | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33429 | 定制式固定义齿 | 纯钛基台                                                                         | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB3343  | 血浆滤过器   | Plasmaflux P2 dry<br>5008031\$PlasmafluxP2 dry<br>5008021\$Plasmaflux P1 dry | /    | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| QHZB33430 | 定制式固定义齿 | 氧化锆基台                                                                        | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33431 | 定制式活动义齿 | 可摘钴铬支架                                                                       | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33432 | 定制式活动义齿 | 可摘镍铬支架                                                                       | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33433 | 定制式活动义齿 | 可摘无铍支架                                                                       | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33434 | 定制式活动义齿 | 可摘纯钛支架                                                                       | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格                                    | 产品型号 | 生产企业                                   | 挂网企业 |
|-----------|--------------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------|------|
| QHZB33435 | 定制式活动义齿      | 可摘维他灵支架                                 | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33436 | 定制式活动义齿      | 可摘贝格钴铬支架                                | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33437 | 定制式活动义齿      | 可摘完美钴铬支架                                | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33438 | 定制式活动义齿      | 可摘宝施服钴铬支架                               | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33439 | 定制式活动义齿      | 可摘隐形义齿                                  | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB3344  | 血液透析滤过器及管路套包 | multifiltratePaed CRRT /SCUF<br>5039051 | /    | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| QHZB33440 | 定制式活动义齿      | 可摘义获嘉树脂牙                                | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33441 | 定制式活动义齿      | 可摘树脂凯晶牙                                 | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33442 | 定制式活动义齿      | 可摘树脂凯丰牙                                 | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33443 | 定制式活动义齿      | 可摘登士柏199不碎胶                             | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33444 | 定制式活动义齿      | 可摘登士柏IPN                                | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |
| QHZB33445 | 定制式活动义齿      | 可摘松风塑钢牙                                 | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司                        |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格      | 产品型号 | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|---------|-----------|------|-----------------|------|
| QHZB33446 | 定制式活动义齿 | 可摘松风力维牙   | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33447 | 定制式活动义齿 | 可摘树脂拜尔牙   | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33448 | 定制式活动义齿 | 可摘荷兰VT注塑  | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33449 | 定制式活动义齿 | 可摘树脂拜尔牙   | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33450 | 定制式活动义齿 | 可摘纯钛套筒冠   | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33451 | 定制式活动义齿 | 可摘钴铬套筒冠   | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33452 | 定制式活动义齿 | 可摘太极扣附着体  | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33453 | 定制式活动义齿 | 可摘栓锁式附着体  | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33454 | 定制式活动义齿 | 可摘磁铁式附着体  | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33455 | 定制式活动义齿 | 可摘栓体栓道附着体 | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33456 | 定制式活动义齿 | 可摘球帽式附着体  | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33457 | 定制式活动义齿 | 可摘舌弓      | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格     | 产品型号 | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|---------|----------|------|-----------------|------|
| QHZB33458 | 定制式活动义齿 | 可摘夜磨牙套   | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33459 | 定制式活动义齿 | 可摘运动保护套  | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33460 | 定制式活动义齿 | 可摘透明保持器  | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33461 | 定制式活动义齿 | 可摘阻𪚩器    | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33462 | 定制式活动义齿 | 可摘比格保持器  | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33463 | 定制式活动义齿 | 可摘间隙保持器  | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33464 | 定制式活动义齿 | 可摘哈利式保持器 | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33465 | 定制式活动义齿 | 可摘环绕保持器  | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33466 | 定制式活动义齿 | 可摘三向扩弓器  | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33467 | 定制式活动义齿 | 可摘扇形扩弓器  | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33468 | 定制式活动义齿 | 可摘四眼扩弓器  | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |
| QHZB33469 | 定制式活动义齿 | 可摘快速扩弓器  | 定制   | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业                    | 挂网企业         |
|-----------|---------|-----------|-----------|-------------------------|--------------|
| QHZB33470 | 定制式活动义齿 | 可摘普通矫治器   | 定制        | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司         |              |
| QHZB33471 | 定制式活动义齿 | 可摘导弓式矫治器  | 定制        | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司         |              |
| QHZB33472 | 定制式活动义齿 | 可摘法兰克矫正器  | 定制        | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司         |              |
| QHZB33473 | 定制式活动义齿 | 可摘兰丝弓+腭杆  | 定制        | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司         |              |
| QHZB33474 | 定制式活动义齿 | 可摘肌激动器    | 定制        | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司         |              |
| QHZB33475 | 定制式活动义齿 | 可摘唇挡      | 定制        | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司         |              |
| QHZB33476 | 定制式活动义齿 | 可摘斜导      | 定制        | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司         |              |
| QHZB33477 | 定制式活动义齿 | 可摘平导      | 定制        | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司         |              |
| QHZB33478 | 长效抗菌材料  | 20ml      | 喷雾型（P）    | 南京神奇科技开发有限公司            | 南京神奇科技开发有限公司 |
| QHZB33479 | 长效抗菌材料  | 30ml      | 喷雾型（P）    | 南京神奇科技开发有限公司            | 南京神奇科技开发有限公司 |
| QHZB3348  | 锁定螺塞    | ST1002T-S | ST1002T-S | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |              |
| QHZB33480 | 长效抗菌材料  | 40ml      | 喷雾型（P）    | 南京神奇科技开发有限公司            | 南京神奇科技开发有限公司 |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                 | 产品型号                                                 | 生产企业                    | 挂网企业         |
|-----------|----------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|
| QHZB33481 | 长效抗菌材料   | 50ml                 | 喷雾型（P）                                               | 南京神奇科技开发有限公司            | 南京神奇科技开发有限公司 |
| QHZB33482 | 长效抗菌材料   | 60ml                 | 喷雾型（P）                                               | 南京神奇科技开发有限公司            | 南京神奇科技开发有限公司 |
| QHZB33483 | 长效抗菌材料   | 80ml                 | 喷雾型（P）                                               | 南京神奇科技开发有限公司            | 南京神奇科技开发有限公司 |
| QHZB33484 | 长效抗菌材料   | 100ml                | 喷雾型（P）                                               | 南京神奇科技开发有限公司            | 南京神奇科技开发有限公司 |
| QHZB33485 | 长效抗菌材料   | 200ml                | 喷雾型（P）                                               | 南京神奇科技开发有限公司            | 南京神奇科技开发有限公司 |
| QHZB33486 | 长效抗菌材料   | 250ml                | 喷雾型（P）                                               | 南京神奇科技开发有限公司            | 南京神奇科技开发有限公司 |
| QHZB33487 | 长效抗菌材料   | 500ml                | 喷雾型（P）                                               | 南京神奇科技开发有限公司            | 南京神奇科技开发有限公司 |
| QHZB33488 | 直式加压骨板   | 5-22孔                | 0502-0806-05\$0502-0806-06\$0502-0806-07\$0502-0806- | 爱派司生技股份有限公司             |              |
| QHZB33489 | 直式加压L型骨板 | 3-4孔                 | 1600-1215-03\$1600-1215-04                           | 爱派司生技股份有限公司             |              |
| QHZB3349  | 横向连接器    | ST1013T-S--ST1017T-S | ST1013T-S--ST1017T-S                                 | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |              |
| QHZB33490 | 直式加压Y型骨板 | 5-7孔                 | 1600-1216-05\$1600-1216-06\$1600-1216-07             | 爱派司生技股份有限公司             |              |
| QHZB33491 | 直式加压弧型骨板 | 8孔                   | 1600-1217-08                                         | 爱派司生技股份有限公司             |              |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                                                                | 产品型号                                                   | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| QHZB33492 | 直式加压H型骨板 | 4孔                                                                  | 1600-1218-04                                           | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33493 | 直式加压X型骨板 | 4孔                                                                  | 1600-1219-04                                           | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33494 | 跟骨外侧一型骨板 | 4-12孔                                                               | 1600-1313-04\$1600-1313-05\$1600-1313-06\$1600-1313-   | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33495 | 跟骨外侧T型骨板 | 4-7孔                                                                | 1600-1314-04\$1600-1314-05\$1600-1314-06\$1600-1314-07 | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33496 | 跟骨外侧L型骨板 | 3-4孔                                                                | 1600-1315-03\$1600-1315-04                             | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33497 | 跟骨外侧Y型骨板 | 5-7孔                                                                | 1600-1316-05\$1600-1316-06\$1600-1316-07               | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33498 | 跟骨外侧弧型骨板 | 8孔                                                                  | 1600-1317-08                                           | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33499 | 跟骨外侧H型骨板 | 4孔                                                                  | 1600-1318-04                                           | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB3350  | 多轴向螺钉    | 直径4.5，长30-55mm\$直径5，长30-55mm\$直径5.5，长30-55mm\$直径6，长30-55mm\$直径6.5，长 | ST1101T-S--ST1456T-S                                   | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| QHZB33500 | 跟骨外侧X型骨板 | 4孔                                                                  | 1600-1319-04                                           | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33501 | 胫骨远端外侧骨板 | 14孔；左/右                                                             | 0702-0000-14\$0702-0001-14\$                           | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33502 | 肱骨近端外侧骨板 | 3-11孔；左/右                                                           | 0202-0100-03\$0202-0101-03\$0202-0100-05\$0202-0101-   | 爱派司生技股份有限公司             |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格                                                                | 产品型号                                                 | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| QHZB33503 | 肱骨远端内侧骨板     | 4-8孔                                                                | 0201-0000-04\$0201-0000-06\$0201-0000-08             | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33504 | 桡骨远端内侧斜骨板    | 2-20孔；左/右                                                           | 0401-0000-02\$0401-0000-03\$0401-0000-04\$0401-0000- | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33505 | 腓骨远端外侧骨板     | 2-14孔；左/右                                                           | 0602-0000-02\$0602-0000-03\$0602-0000-04\$0602-0000- | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33506 | 远端锁骨钩骨板      | 2-14孔；左/右                                                           | 0002-0000-02\$0002-0000-03\$0002-0000-04\$0002-0000- | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33507 | 肱骨远端后侧骨板     | 3-7孔；左/右                                                            | 1515-0000-03\$1515-0000-04\$1515-0000-05\$1515-0000- | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33508 | 桡骨远端内侧斜骨板    | 2-12孔；左/右                                                           | 1400-0000-02\$1400-0000-03\$1400-0000-04\$1400-0000- | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33509 | 锁定金属骨螺钉（全螺纹） | 1.5mm Dia. x 6-30mm                                                 | 0815-0302-06\$0815-0302-07\$0815-0302-08\$0815-0302- | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB3351  | 多轴向复位螺钉      | 直径4.5，长30-55mm\$直径5，长30-55mm\$直径5.5，长30-55mm\$直径6，长30-55mm\$直径6.5，长 | ST2101T-S--ST2456T-S                                 | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| QHZB33510 | 锁定金属骨螺钉（全螺纹） | 2.0mm Dia. x 6-30mm                                                 | 0820-0302-06\$0820-0302-07\$0820-0302-08\$0820-0302- | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33511 | 硬质骨实心螺钉（全螺纹） | 1.5mm Dia. x 6-30mm                                                 | 0915-0302-06\$0915-0302-07\$0915-0302-08\$0915-0302- | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33512 | 硬质骨实心螺钉（全螺纹） | 2.0mm Dia. x 6-30mm                                                 | 0920-0302-06\$0920-0302-07\$0920-0302-08\$0920-0302- | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33513 | 硬质骨实心螺钉（全螺纹） | 3.5mm Dia. x 8-90mm                                                 | 0935-0302-08\$0935-0302-10\$0935-0302-12\$0935-0302- | 爱派司生技股份有限公司             |      |



| 流水号       | 产品名称         | 产品规格                                                                     | 产品型号                                                 | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| QHZB33514 | 硬质骨实心螺钉（全螺纹） | 2.7mm Dia. x 8-60mm                                                      | 0927-0302-08\$0927-0302-10\$0927-0302-12\$0927-0302- | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33515 | 硬质骨实心螺钉（全螺纹） | 2.4mm Dia. x 8-40mm                                                      | 0924-0302-08\$0924-0302-10\$0924-0302-12\$0924-0302- | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33516 | 无头骨螺钉（全螺纹）   | 2.8mm Dia. x 8-30mm                                                      | 0828-0202-08\$0828-0202-09\$0828-0202-10\$0828-0202- | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33517 | 无头骨螺钉（全螺纹）   | 3.6mm Dia. x 30-60mm                                                     | 0836-0202-16\$0836-0202-18\$0836-0202-20\$0836-0202- | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33518 | 无头骨螺钉（全螺纹）   | 4.1mm Dia. x 16-75mm                                                     | 0841-0202-16\$0841-0202-18\$0841-0202-20\$0841-0202- | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33519 | 无头骨螺钉（全螺纹）   | 5.5mm Dia. x 25-110mm                                                    | 0855-0202-25\$0855-0202-30\$0855-0202-35\$0855-0202- | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB3352  | 单轴向螺钉        | 直径4.5, 长30-55mm\$直径5, 长30-55mm\$直径5.5, 长30-55mm\$直径6, 长30-55mm\$直径6.5, 长 | ST3101T-S--ST3456T-S                                 | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司） |      |
| QHZB33520 | 胫骨近端内侧骨板     | 3-18孔；左/右                                                                | 1701-0100-03\$1701-0100-04\$1701-0100-05\$1701-0100- | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33521 | 无头骨螺钉（全螺纹）   | 4.7mm Dia. x 20-110mm                                                    | 0847-0202-20\$0847-0202-22\$0847-0202-24\$0847-0202- | 爱派司生技股份有限公司             |      |
| QHZB33523 | 活检针          | TM18/16                                                                  | 18G×16CM                                             | 意大利Gallini S.r.l.       |      |
| QHZB33524 | 活检针          | TM16/16                                                                  | 16G×16CM                                             | 意大利Gallini S.r.l.       |      |
| QHZB33525 | 活检针(多用途千叶针)  | PA18/15                                                                  | 18G×15CM                                             | 意大利Gallini S.r.l.       |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格       | 产品型号                                                                 | 生产企业                            | 挂网企业 |
|-----------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|
| QHZB33526 | 活检针(多用途千叶针) | PA18/20    | 18G×20CM                                                             | 意大利Gallini S.r.l.               |      |
| QHZB33527 | 活检针(多用途千叶针) | PA20/15    | 20G×15CM                                                             | 意大利Gallini S.r.l.               |      |
| QHZB33528 | 活检针(多用途千叶针) | PA20/20    | 20G×20CM                                                             | 意大利Gallini S.r.l.               |      |
| QHZB3353  | 连接棒—直棒      | 长度40-100mm | ST5404T-S--ST5410T-S\$ST5470T-S                                      | 法国LDR Medical（LDR 医疗公司）         |      |
| QHZB33530 | 取石网篮        | Ntse       | 045065-UDH                                                           | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）     |      |
| QHZB33531 | 穿刺活检针       | 16G×16CM   | MC16/16                                                              | 意大利Gallini S.r.l.               |      |
| QHZB33532 | 穿刺活检针       | 16G×13CM   | MC16/13                                                              | 意大利Gallini S.r.l.               |      |
| QHZB33533 | 穿刺活检针       | 18G×16CM   | MC18/16                                                              | 意大利Gallini S.r.l.               |      |
| QHZB33534 | 穿刺活检针       | 18G×13CM   | MC18/13                                                              | 意大利Gallini S.r.l.               |      |
| QHZB33535 | 穿刺活检针       | 16G×16CM   | NS16/16                                                              | 意大利Gallini S.r.l.               |      |
| QHZB33536 | 穿刺活检针       | 18G×16CM   | NS18/16                                                              | 意大利Gallini S.r.l.               |      |
| QHZB33537 | 同轴活检针       | /          | C2010B\$C2013B\$C2016B\$C2020B\$C1810B\$C1813B\$C1816B\$C1820B\$C161 | 美国Bard Peripheral Vascular, Inc |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                                                   | 产品型号                                                                   | 生产企业                              | 挂网企业 |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| QHZB33538 | 乳腺定位针    | /                                                      | 47519\$47919\$47320\$47520\$47720\$47920\$47020\$49520\$49720\$49920\$ | 美国Bard Peripheral Vascular, Inc   |      |
| QHZB3354  | 连接棒—直棒   | 长度110-180mm                                            | ST5411T-S--ST5418T-S\$ST5471T-S                                        | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司)          |      |
| QHZB33543 | 重建骨板     | 4-14孔                                                  | 0201-0005-04\$0201-0005-06\$0201-0005-08\$0201-0005-                   | 爱派司生技股份有限公司                       |      |
| QHZB33544 | 半螺纹锁定螺钉  | 4.0mm Dia. x 12-120mm                                  | 0825-0304-12\$0825-0304-15\$0825-0304-18\$0825-0304-                   | 爱派司生技股份有限公司                       |      |
| QHZB33545 | 半螺纹锁定螺钉  | 5.0mm Dia. x 12-120mm                                  | 0828-0304-12\$0828-0304-15\$0828-0304-18\$0828-0304-                   | 爱派司生技股份有限公司                       |      |
| QHZB33546 | 双螺纹锁定螺钉  | 5.0mm Dia. x 12-135mm                                  | 2050-0304-12\$2050-0304-14\$2050-0304-16\$2050-0304-                   | 爱派司生技股份有限公司                       |      |
| QHZB33547 | 双螺纹锁定螺钉  | 5.5mm Dia. x 12-135mm                                  | 2055-0304-12\$2055-0304-14\$2055-0304-16\$2055-0304-                   | 爱派司生技股份有限公司                       |      |
| QHZB33548 | 迫紧螺钉全螺纹  | 3.5mm Dia. x 8-90mm                                    | 0835-0302-08\$0835-0302-10\$0835-0302-12\$0835-0302-                   | 爱派司生技股份有限公司                       |      |
| QHZB3355  | 连接棒—直棒   | 长度200-400mm                                            | ST5420T-S--ST5440T-S                                                   | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司)          |      |
| QHZB3356  | 连接棒—弯棒   | 长度40-100mm                                             | ST5504T-S--ST5510T-S                                                   | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司)          |      |
| QHZB3357  | 乳腺癌组织标记物 | 861017\$861217\$862017\$863017\$864017\$865017\$865517 | /                                                                      | 美国 Bard Peripheral Vascular, Inc. |      |
| QHZB3365  | 输尿管支架    | 4.8Ch. \$6Ch. \$7Ch. \$8Ch. \$9Ch. \$10Ch.             | 334846\$334840\$334841\$334940\$334941\$335142\$335143\$335140\$3351   | 爱尔兰 Teleflex Medical              |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                                        | 产品型号                                                                 | 生产企业                                                                 | 挂网企业 |
|-----------|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| QHZB3366  | 输尿管支架     | 4. 8Ch. \$6Ch. \$7Ch. \$8Ch. \$9Ch. \$10Ch. | 335340\$335341\$335440\$335441\$334400\$334479\$334208\$334209\$3342 | 爱尔兰 Teleflex Medical                                                 |      |
| QHZB3367  | 可吸收钉修补固定器 | ABSTACK15\$ABSTACK30                        | /                                                                    | 美国 Covidien llc                                                      |      |
| QHZB3368  | 输尿管支架及附件  | F5\$F6\$F7\$F8                              | ST-187330\$ST-187332                                                 | 德国 uroVision Gesellschaft für medizinischen Technologie-Transfer mbH |      |
| QHZB33687 | 胫骨近端外侧骨板  | 4-14孔；左/右                                   | 0702-0100-04\$0702-0101-04\$0702-0100-06\$0702-0101-                 | 爱派司生科技股份有限公司                                                         |      |
| QHZB33688 | 胫骨近端内侧骨板  | 4-14孔；左/右                                   | 0701-0100-04\$0701-0101-04\$0701-0100-06\$0701-0101-                 | 爱派司生科技股份有限公司                                                         |      |
| QHZB33689 | 胫骨远端外侧骨板  | 4-12孔；左/右                                   | 0702-0000-04\$0702-0001-04\$0702-0000-06\$0702-0001-                 | 爱派司生科技股份有限公司                                                         |      |
| QHZB33690 | 胫骨远端内侧骨板  | 4-12孔；左/右                                   | 0701-0000-04\$0701-0001-04\$0701-0000-06\$0701-0001-                 | 爱派司生科技股份有限公司                                                         |      |
| QHZB33691 | 远端锁骨钩骨板   | 3-6孔；左/右                                    | 0000-0000-03\$0000-0001-03\$0000-0000-04\$0000-0001-                 | 爱派司生科技股份有限公司                                                         |      |
| QHZB33692 | 桡骨远端内侧斜骨板 | 2-12孔                                       | 0401-0006-02\$0401-0006-04\$0401-0006-06\$0401-0006-                 | 爱派司生科技股份有限公司                                                         |      |
| QHZB33693 | 跟骨外侧骨板    | 15-19孔；左/右                                  | 1202-0800-01\$1202-0801-01\$1202-0800-02\$1202-0801-                 | 爱派司生科技股份有限公司                                                         |      |
| QHZB33694 | 股骨远端外侧骨板  | 6-16孔；左/右                                   | 0502-0000-06\$0502-0001-06\$0502-0000-08\$0502-0001-                 | 爱派司生科技股份有限公司                                                         |      |
| QHZB33695 | 肱骨近端外侧骨板  | 4-12孔；左/右                                   | 0202-0100-04\$0202-0101-04\$0202-0100-06\$0202-0101-                 | 爱派司生科技股份有限公司                                                         |      |

| 流水号       | 产品名称          | 产品规格                       | 产品型号                                                 | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|------|
| QHZB33696 | 肱骨远端后外侧骨板     | 4-6孔; 左/右                  | 0215-0000-04\$0215-0001-04\$0215-0000-05\$0215-0001- | 爱派司生技股份有限公司              |      |
| QHZB33697 | 肱骨远端内侧骨板      | 10-14孔                     | 0201-0000-10\$0201-0000-12\$0201-0000-14             | 爱派司生技股份有限公司              |      |
| QHZB33698 | 松质骨螺钉 (半螺纹)   | 6.5mm Dia. X 33-123mm      | 1065-0303-30\$1065-0303-32\$1065-0303-34\$1065-0303- | 爱派司生技股份有限公司              |      |
| QHZB33699 | 松质骨螺钉 (半螺纹)   | 4.0mm Dia. X 22.5-97.5mm   | 1040-0303-20\$1040-0303-22\$1040-0303-24\$1040-0303- | 爱派司生技股份有限公司              |      |
| QHZB33700 | 锁定金属骨螺钉 (全螺纹) | 2.4mm Dia. X 8-40mm        | 0824-0302-08\$0824-0302-10\$0824-0302-12\$0824-0302- | 爱派司生技股份有限公司              |      |
| QHZB33701 | 锁定金属骨螺钉 (全螺纹) | 2.7mm Dia. X 8-60mm        | 0827-0302-08\$0827-0302-10\$0827-0302-12\$0827-0302- | 爱派司生技股份有限公司              |      |
| QHZB33702 | 锁定金属骨螺钉 (全螺纹) | 4.0mm Dia. X 10-95mm       | 0840-0302-10\$0840-0302-12\$0840-0302-14\$0840-0302- | 爱派司生技股份有限公司              |      |
| QHZB33703 | 锁定金属骨螺钉 (全螺纹) | 5.0mm Dia. X 12-120mm      | 0850-0302-12\$0850-0302-14\$0850-0302-16\$0850-0302- | 爱派司生技股份有限公司              |      |
| QHZB33704 | 硬质骨实心螺钉 (全螺纹) | 4.5mm Dia. X 13-98mm       | 0945-0302-10\$0945-0302-12\$0945-0302-14\$0945-0302- | 爱派司生技股份有限公司              |      |
| QHZB33705 | 硬质骨实心螺钉 (全螺纹) | 4.0mm Dia. X 12.5-97.5mm   | 0940-0302-10\$0940-0302-12\$0940-0302-14\$0940-0302- | 爱派司生技股份有限公司              |      |
| QHZB33706 | 直式加压骨板        | 4-12孔                      | 0202-0806-04\$0202-0806-06\$0202-0806-08\$0202-0806- | 爱派司生技股份有限公司              |      |
| QHZB3373  | Mobi-C上终板     | 13*15\$13*17\$15*17\$15*20 | MB212K\$MB412K\$MB612K\$MB812K                       | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |

| 流水号       | 产品名称                    | 产品规格                                                                                       | 产品型号                             | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|------|
| QHZB3374  | Mobi-C下终板               | 13*15\$13*17\$15*17\$15*20                                                                 | MB213K\$MB413K\$MB613K\$MB813K   | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| QHZB3375  | Mobi-C 中间内衬             | T2 H4.5mm\$T2 H5mm\$T2 H6mm\$T2 H7mm \$T4 H4.5mm\$T4 H5mm\$T4 H6mm\$T4 H7mm\$T6 H4.5mm\$T6 | MB220P-<br>MB223P\$MB620P-MB623P | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| QHZB3376  | Mobi-C Plug & Fit人工颈椎间盘 | 13*15 H4.5-H8mm\$14*15 H4.5-H8mm\$15*15 H4.5-H8mm\$13*17 H4.5-H8mm\$14*17 H4.5-            | MB2354-MB2998                    | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| QHZB3381  | 颈椎前路椎间融合系统(商品名: MC+)    | 14*14 高4.5-10mm\$14*15.5 高4.5-10mm\$ 14*17 高4.5-10mm\$ 12*14 高4.5-10mm\$ 12*15.5mm         | MC001T-MC356P                    | 法国LDR Medical (LDR 医疗公司) |      |
| QHZB33924 | 龋齿凝胶                    | 0.3g/支                                                                                     | carisolvIII                      | 武汉伢典生物科技有限公司             |      |
| QHZB33925 | 加肩台瓷                    | /                                                                                          | 烤瓷冠\$金属冠                         | 兰州绿水晶义齿制作中心              |      |
| QHZB33926 | 3D烤瓷冠                   | /                                                                                          | 烤瓷冠\$金属冠                         | 兰州绿水晶义齿制作中心              |      |
| QHZB33927 | 无铍烤瓷冠                   | /                                                                                          | 烤瓷冠\$金属冠                         | 兰州绿水晶义齿制作中心              |      |
| QHZB33928 | 精品无铍烤瓷冠                 | /                                                                                          | 烤瓷冠\$金属冠                         | 兰州绿水晶义齿制作中心              |      |
| QHZB33929 | 无镍烤瓷冠                   | /                                                                                          | 烤瓷冠\$金属冠                         | 兰州绿水晶义齿制作中心              |      |
| QHZB33930 | 生物合金烤瓷冠                 | /                                                                                          | 烤瓷冠\$金属冠                         | 兰州绿水晶义齿制作中心              |      |
| QHZB33931 | 德国VITA荧光生物烤瓷牙           | /                                                                                          | 烤瓷冠\$金属冠                         | 兰州绿水晶义齿制作中心              |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业        | 挂网企业 |
|-----------|----------|------|----------|-------------|------|
| QHZB33932 | 镀金烤瓷冠    | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33933 | 钯银合金烤瓷冠  | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33934 | 钯金合金烤瓷冠  | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33935 | 卓田氧化锆    | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33936 | 爱尔创氧化锆   | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33937 | 爱迪特氧化锆   | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33938 | 沪鸽美晶瓷氧化锆 | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33939 | 则武氧化锆    | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33940 | 玉瓷       | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33941 | 德国威兰德氧化锆 | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33942 | 德国泽康全瓷   | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33943 | 美国拉瓦全瓷   | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业        | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|----------|-------------|------|
| QHZB33944 | 全瓷沟槽附着体 | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33945 | 水晶铸瓷贴面  | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33946 | 水晶铸瓷嵌体  | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33947 | 种植牙     | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33948 | 诊断蜡形    | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33949 | 特殊染色    | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33950 | 钢胶牙     | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33951 | NP金属冠   | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33952 | 无铍金属冠   | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33953 | 精品无铍金属冠 | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33954 | 无镍合金金属冠 | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33955 | 生物合金金属冠 | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |



| 流水号       | 产品名称      | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业        | 挂网企业 |
|-----------|-----------|------|----------|-------------|------|
| QHZB33956 | 镀金金属冠     | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33957 | 纯钛金属冠     | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33958 | 钯银合金金属冠   | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33959 | 沟槽式附着体    | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33960 | 悬锁式附着体支架  | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33961 | 快套式附着体    | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33962 | 侧方位快套式附着体 | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33963 | 插销式附着体    | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33964 | 磁铁式附着体    | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33965 | 锁式附着体     | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33966 | 太极扣       | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33967 | 套筒冠       | /    | 烤瓷冠\$金属冠 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号              | 生产企业        | 挂网企业 |
|-----------|----------|------|-------------------|-------------|------|
| QHZB33968 | 钯金合金金属冠  | /    | 烤瓷冠\$金属冠          | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33969 | 普通桩核     | /    | 烤瓷冠\$金属冠          | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33970 | 无铍桩核     | /    | 烤瓷冠\$金属冠          | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33971 | 精品无铍桩核   | /    | 烤瓷冠\$金属冠          | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33972 | 无镍合金桩核   | /    | 烤瓷冠\$金属冠          | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33973 | 生物合金桩核   | /    | 烤瓷冠\$金属冠          | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33974 | 纯钛桩核     | /    | 烤瓷冠\$金属冠          | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33975 | 罗氏水晶透明支架 | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33976 | 透明卡环     | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33977 | 钴铬合金支架   | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33978 | 钴铬高弹支架   | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB33979 | 诺必灵支架    | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号              | 生产企业        | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|-------------------|-------------|------|
| QHZN33980 | 宝施服支架   | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN33981 | 完美支架    | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN33982 | 纯钛支架    | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN33983 | 隐形基托进口胶 | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN33984 | 普通胶     | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN33985 | 成品吸盘    | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN33986 | 不碎胶     | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN33987 | 金属加固网   | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN33988 | 软衬      | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN33989 | 连杆      | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN33990 | 连杆排牙    | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN33991 | 充胶      | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格 | 产品型号              | 生产企业        | 挂网企业 |
|-----------|-----------|------|-------------------|-------------|------|
| QHZN33992 | 沪鸽牙       | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN33993 | 凯丰牙       | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN33994 | 德国贺利氏三层色牙 | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN33995 | 普通塑钢牙     | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN33996 | 高档塑钢牙     | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN33997 | 凯晶牙舒适型    | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN33998 | 凯晶牙豪华型    | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN33999 | 基托        | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN34000 | 不碎胶       | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN34001 | 真空压模保持器   | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN34002 | 弯制保持器     | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZN34003 | 缺陷保持器     | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |

| 流水号       | 产品名称           | 产品规格 | 产品型号              | 生产企业        | 挂网企业 |
|-----------|----------------|------|-------------------|-------------|------|
| QHZB34004 | 夜磨牙套           | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB34005 | 漂白牙套           | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB34006 | 阻𪗗器            | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB34007 | 间歇保持器          | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB34008 | 乳牙反颌矫治器        | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB34009 | 平面导板/斜面导板      | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB34010 | FR II矫治器       | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB34011 | FR III矫治器      | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB34012 | 肌激动器Activator  | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB34013 | 生物调节器Bronator  | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB34014 | 双板矫治器tminblock | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |
| QHZB34015 | 反颌前牵引矫治器       | /    | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿 | 兰州绿水晶义齿制作中心 |      |

| 流水号       | 产品名称                      | 产品规格                                                    | 产品型号                                                               | 生产企业                                                                 | 挂网企业 |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| QHQB34016 | 扩弓矫治器                     | /                                                       | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿                                                  | 兰州绿水晶义齿制作中心                                                          |      |
| QHQB34017 | 支架式螺旋扩弓器                  | /                                                       | 铸造支架式可摘局部义齿\$全口义齿                                                  | 兰州绿水晶义齿制作中心                                                          |      |
| QHQB34032 | 神经刺激测试电缆                  | /                                                       | 3873?                                                              | 美国Medtronic Inc                                                      |      |
| QHQB34033 | 多电极测试电缆?                  | /                                                       | 355531?                                                            | 美国Medtronic Inc                                                      |      |
| QHQB34034 | 一次性等离子手术刀头                | /                                                       | PD01                                                               | 韩国U & I corporation                                                  |      |
| QHQB3404  | 肾造瘘导管及附件                  | F12\$F14\$F16                                           | RN-38XX30                                                          | 德国 uroVision Gesellschaft für medizinischen Technologie-Transfer mbH |      |
| QHQB3405  | 经皮肾穿刺套装                   | 340012\$340013\$340014                                  | 340012-000060\$340012-000080\$340012-                              | 爱尔兰 Teleflex Medical                                                 |      |
| QHQB3406  | 经闭孔尿失禁吊带(商品名: AMS Monarc) |                                                         |                                                                    | 美国 American Medical Systems Inc.                                     |      |
| QHQB3408  | PTA 球囊导管(商品名: Bantam α)   | 周围血管介入类/扩张球囊(4mm<直周围血管介入类/扩张球囊(4mm<直径<12mm)(球囊长         | 50050040\$50050080\$50050100\$50150040\$50150080\$50150100\$502500 | 爱尔兰 ClearStream Technologies, Ltd.                                   |      |
| QHQB3409  | PTA 球囊导管(商品名: Bantam α)   | 周围血管介入类/扩张球囊(4mm<直径<12mm)(球囊长度>10cm); 导管长度: 100cm; 球    | 50050120\$50150120\$50250120                                       | 爱尔兰 ClearStream Technologies, Ltd.                                   |      |
| QHQB3410  | PTA 球囊导管(商品名: Bantam α)   | 周围血管介入类/扩张球囊(直径≤4mm); 导管长度: 100cm; 球囊直径: 1.25mm; 球囊长度:  | 50015020\$50015040\$50020040\$50025040\$50030040\$50035040\$500400 | 爱尔兰 ClearStream Technologies, Ltd.                                   |      |
| QHQB3411  | 可解脱弹簧圈(商品名: Target)       | 直径: 外径: 1-2mm; 长度: 2-40cmCM; 其他描述: 适用于颅内动脉瘤的栓塞治疗, 和金属弹簧 | M0035431010\$M0035431020\$M0035431030\$M0035431510\$M0035431520\$  | 美国 Stryker Neurovascular                                             |      |

| 流水号      | 产品名称                     | 产品规格                                                           | 产品型号                                                               | 生产企业                               | 挂网企业 |
|----------|--------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|
| QHZB3412 | 可解脱弹簧圈(商品名: Target)      | 直径: 外径: 3-24mm; 长度: 2-40cmCM; 其他描述: 适用于颅内动脉瘤的栓塞治疗, 和金属弹簧       | M0035433040\$M0035433060\$M0035433080\$M0035433100\$M0035434060\$  | 美国 Stryker Neurovascular           |      |
| QHZB3416 | PTA球囊导管(商品名: ReeFlex)    | 直径≤4mm, ReeFlex; 一次性无菌包装材料                                     | 37733040\$37733080\$37733120\$37733150\$37733220\$37733540\$377335 | 爱尔兰 ClearStream Technologies, Ltd. |      |
| QHZB3417 | PTA球囊导管(商品名: ReeFlex)    | 直径>4mm, ReeFlex; 一次性无菌包装材料                                     | 37735040\$37735120\$37735220                                       | 爱尔兰 ClearStream Technologies, Ltd. |      |
| QHZB3418 | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC) | 5.7mm长套管, 一次性, (BX 6)                                          |                                                                    | 美国 Smith & Nephew, Inc.            |      |
| QHZB3419 | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC) | 10 mmx76 mm螺纹套, 管带中空闭孔器 10个/盒, 消毒包装                            |                                                                    | 美国 Smith & Nephew, Inc.            |      |
| QHZB3420 | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC) | 8.0 mm x 90 mm螺纹套管, 带一次性闭孔器, 绿色, 10个/盒, 消毒包装\$8.0 mm x 72 mm螺纹 | 72200424\$72200425                                                 | 美国 Smith & Nephew, Inc.            |      |
| QHZB3421 | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC) | 8.0 mm x 72 mm平滑套管, 带一次性闭孔器, 绿色, 10个/盒, 消毒包装                   |                                                                    | 美国 Smith & Nephew, Inc.            |      |
| QHZB3422 | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC) | 6.5 mm x 72 mm螺纹套管, 带一次性闭孔器, 桔色, 10个/盒, 消毒包装                   |                                                                    | 美国 Smith & Nephew, Inc.            |      |
| QHZB3424 | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC) | 5.5 mm x 72 mm螺纹套管, 带一次性闭孔器穿刺锥, 蓝色, 10个/盒, 消毒包装\$5.5 mm x 55   | 72200429\$72200430\$72200432                                       | 美国 Smith & Nephew, Inc.            |      |
| QHZB3425 | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC) | 5.5 mm x 55 mm平滑套管, 带一次性闭孔器和穿刺锥, 蓝色, 10个/盒, 消毒包装               |                                                                    | 美国 Smith & Nephew, Inc.            |      |
| QHZB3426 | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC) | 4.5 mm x 72 mm螺纹套管, 带一次性闭孔器, 紫色, 10个/盒, 消毒包装                   |                                                                    | 美国 Smith & Nephew, Inc.            |      |
| QHZB3427 | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC) | 8.0 mm x 90 mm闭孔器, 4.3 mm中空内径, 绿色(可重复使用)\$8.0 mm x 72 mm闭孔器,   | 72200899\$72200900\$72200910\$72200911\$72200912                   | 美国 Smith & Nephew, Inc.            |      |

| 流水号       | 产品名称                     | 产品规格                                                             | 产品型号                                   | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------|------|
| QHZB3428  | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC) | 8.5 mm x 90 mm闭孔器, 绿色, (可重复使用) \$8.5 mm x 72 mm闭孔器, 绿色, (可重复使用)  | 72200913\$72200914                     | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| QHZB3429  | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC) | 7.0 mm x 72 mm闭孔器, 4.3 mm中空内径, 灰色, (可重复使用) \$7.0 mm x 72 mm闭孔    | 72200915\$72200916                     | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| QHZB3430  | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC) | 5.5 mm x 72 mm闭孔器, 4.3 mm中空内径, 蓝色, (可重复使用) \$6.5 mm x 72 mm闭孔    | 72201796\$72201846                     | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| QHZB3431  | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC) | 透明套管一次性密封帽                                                       |                                        | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| QHZB34317 | 牙胶尖                      | /                                                                | 15#\$20#\$25#\$30#\$35#\$40#           | 天津达雅鼎医疗器械有限公司           |      |
| QHZB3432  | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC) | 透明套管, 髌关节用, 8.5 mm x 110 mm, 6个/盒\$透明套管, 髌关节用, 8.5 mm x 90 mm,   | 72200436\$72200437\$72200439\$72200440 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| QHZB3433  | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC) | 闭孔器, 8.5 mm x 110 mm (可重复使用) \$闭孔器, 7.0 mm x 110 mm (可重复使用) \$闭孔 | 72200442\$72200445\$72200446\$72200619 | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| QHZB3434  | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC) | 可重复用闭孔器, 用于5.7 mm 一次性套管                                          |                                        | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| QHZB3435  | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC) | 8.5 mm x 90 mm螺纹套管, 带一次性闭孔器, 绿色, 10个/盒, 消毒包装\$8.5 mm x 72 mm螺纹   | 72200902\$72200903\$72200904           | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| QHZB3436  | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC) | 7.0 mm x 72 mm螺纹套管, 带一次性闭孔器, 灰色, 10个/盒, 消毒包装                     |                                        | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| QHZB3437  | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC) | 7.0 mm x 72 mm平滑套管, 带一次性闭孔器, 灰色, 10个/盒, 消毒包装                     |                                        | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| QHZB3438  | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC) | 5.5 mm x 72 mm螺纹套管, 带一次性闭孔器, 蓝色, 10个/盒, 消毒包装\$5.5 mm x 45 mm螺纹   | 72200907\$72200908                     | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |



| 流水号       | 产品名称                         | 产品规格                                                                 | 产品型号     | 生产企业                                          | 挂网企业 |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|------|
| QHZB3439  | 关节镜入路套管(商品名: CLEAR-TRAC)     | 4.5 mm x 72 mm螺纹套管, 带一次性闭孔器, 紫色, 10个/盒, 消毒包装                         |          | 美国 Smith & Nephew, Inc.                       |      |
| QHZB3443  | 腹内压监测包                       | ABV300\$ ABV301                                                      | /        | 美国 ConvaTec Inc.                              |      |
| QHZB3444  | 囊袋张力环                        | TENSIOBAG 10\$TENSIOBAG 11\$TENSIOBAG 12\$TENSIOBAG 13\$TENSIOBAG 14 | /        | 法国 Carl Zeiss Meditec SAS                     |      |
| QHZB3445  | 乳房旋切穿刺针及配件(商品名: EnCor Probe) | ECP017G                                                              | ECP017G  | 美国 SenoRx, Inc.                               |      |
| QHZB3449  | 眼科用重水                        | 7毫升/瓶                                                                | F-Octane | 德国 FLUORON GmbH                               |      |
| QHZB34494 | 快舒尔无针注射器                     | —                                                                    | QS-P-01  | 北京快舒尔医疗技术有限公司                                 |      |
| QHZB34495 | 药管、取药接口                      | A                                                                    | QS-P-02  | 北京快舒尔医疗技术有限公司                                 |      |
| QHZB34496 | 药管、取药接口                      | B                                                                    | QS-P-02  | 北京快舒尔医疗技术有限公司                                 |      |
| QHZB34497 | 药管                           | —                                                                    | QS-P-03  | 北京快舒尔医疗技术有限公司                                 |      |
| QHZB34498 | 取药接口                         | A                                                                    | QS-P-04  | 北京快舒尔医疗技术有限公司                                 |      |
| QHZB34499 | 取药接口                         | B                                                                    | QS-P-04  | 北京快舒尔医疗技术有限公司                                 |      |
| QHZB3464  | 疝修补平片和预载补片(商品名: Bard)        | 6*13.7cm                                                             |          | 美国 Davol, Inc., Subsidiary of C.R. Bard, Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称                          | 产品规格                                                              | 产品型号                                                               | 生产企业                                                               | 挂网企业         |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| QHZB3465  | 可吸收弯曲导向带线锚钉(商品名: Osteoraptor) | 2.3mm ULTRABRAID 2号缝线 蓝色                                          |                                                                    | 美国 Smith & Nephew, Inc.                                            |              |
| QHZB3466  | 轻量大网孔疝修补平片带有钥匙孔               | 4.5cm*15cm (孔直径为1cm)                                              | 117013                                                             | 美国 Davol, Inc.,<br>Subsidiary of C.R.Bard, Inc.                    |              |
| QHZB3472  | 血管支架                          | 直径: 外径: 6mm; 长度: 20MM; 其他描述: 80cm输送系统。<br>\$直径: 外径: 6mm; 长度:      | EX060201C\$EX060301C\$EX060401C\$EX060601C\$EX060801C\$EX070201C\$ | 德国Angiomed GmbH & Co.Medizintechnik KG.Subsidiary of C.R.Bard, Inc |              |
| QHZB3473  | 血管支架                          | 直径: 外径: 6mm; 长度: 100MM<br>其他描述: 80cm输送系统\$直径: 外径: 6mm; 长度: 100MM其 | EX061001C\$EX061003C\$EX071001C\$EX071003C\$EX061201C\$EX061203C\$ | 德国Angiomed GmbH & Co.Medizintechnik KG.Subsidiary of C.R.Bard, Inc |              |
| QHZB3474  | 血管支架                          | 直径: 外径: 6mm; 长度: 150MM<br>其他描述: 80cm输送系统\$直径: 外径: 6mm; 长度: 150MM其 | EX061501C\$EX061503C\$EX071501C\$EX071503C\$EX061701C\$EX061703C\$ | 德国Angiomed GmbH & Co.Medizintechnik KG.Subsidiary of C.R.Bard, Inc |              |
| QHZB34745 | 阻抗控制子宫内膜切除系统                  | NS-2000                                                           | NS-2000                                                            | 美国Hologic, Inc.                                                    |              |
| QHZB3475  | 血管支架                          | 直径: 外径: 5mm; 长度: 20MM; 其他描述: 80cm和130cm输送系统。<br>\$直径: 外径: 5mm;    | EX050201C\$EX050301C\$EX050401C\$EX050601C\$EX050801C\$EX0051001C  | 德国Angiomed GmbH & Co.Medizintechnik KG.Subsidiary of C.R.Bard, Inc |              |
| QHZB34758 | C-pilot filesC型锉              | 6/板                                                               | 06(粉色)\$08(灰色)\$10(紫色)\$12.5(浅橘色)\$15(白色)                          | VDW公司                                                              |              |
| QHZB34790 | 心排量及压力监测传感器                   | 独立包装                                                              | MHD6                                                               | Edwards Lifesciences LLC                                           |              |
| QHZB34792 | 金属支架                          | 定制                                                                | 弯制支架可摘局部义齿                                                         | 成都口口齿科技术有限公司                                                       | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34793 | 金属支架                          | 定制                                                                | 弯制支架可摘局部义齿                                                         | 成都口口齿科技术有限公司                                                       | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34794 | 金属支架                          | 定制                                                                | 弯制支架可摘局部义齿                                                         | 成都口口齿科技术有限公司                                                       | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格                                                                                                     | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|
| QHZB34795 | 金属支架 | 定制                                                                                                       | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34796 | 金属支架 | 定制                                                                                                       | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34797 | 金属支架 | 定制                                                                                                       | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34798 | 金属支架 | 定制                                                                                                       | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34799 | 金属支架 | 定制                                                                                                       | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB3480  | 穿刺针  | 0.3\$0.33\$0.36\$0.4\$0.45\$0.5\$0.55\$0.6\$0.7\$0.8\$0.9\$1.1\$1.2\$1.4\$1.6\$1.8\$2.1\$2.4\$2.7\$3.0\$ | /          | 淄博明远工贸有限公司   |              |
| QHZB34800 | 金属支架 | 定制                                                                                                       | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34801 | 金属支架 | 定制                                                                                                       | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34802 | 金属支架 | 定制                                                                                                       | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34803 | 金属支架 | 定制                                                                                                       | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34804 | 金属支架 | 定制                                                                                                       | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34805 | 金属支架 | 定制                                                                                                       | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZN34806 | 金属支架 | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34807 | 金属支架 | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34808 | 金属支架 | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34809 | 金属支架 | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34810 | 金属支架 | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34811 | 金属支架 | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34812 | 金属支架 | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34813 | 金属支架 | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34814 | 金属支架 | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34815 | 金属支架 | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34816 | 金属支架 | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34817 | 附着体  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|----------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZN34818 | 附着体      | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34819 | 金属支架(大)  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34820 | 金属支架(大)  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34821 | 金属支架(小)  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34822 | 金属支架(小)  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34823 | 金属支架(半口) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34824 | 金属支架(半口) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34825 | 金属网      | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34826 | 金属网      | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34827 | 金属支架     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34828 | 金属支架     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34829 | 金属支架     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|----------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZN34830 | 金属支架     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34831 | 金属支架     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34832 | 金属支架     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34833 | 金属支架(大)  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34834 | 金属支架(大)  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34835 | 金属支架(小)  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34836 | 金属支架(小)  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34837 | 金属支架(半口) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34838 | 金属支架(半口) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34839 | 金属网      | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34840 | 金属网      | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34841 | 金属支架     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|----------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZN34842 | 金属支架     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34843 | 金属支架     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34844 | 金属支架     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34845 | 金属支架     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34846 | 金属支架     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34847 | 金属支架(大)  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34848 | 金属支架(大)  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34849 | 金属支架(小)  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34850 | 金属支架(小)  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34851 | 金属支架(半口) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34852 | 金属支架(半口) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34853 | 金属网      | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|---------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZN34854 | 金属网     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34855 | 金属支架    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34856 | 金属支架    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34857 | 金属支架    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34858 | 金属支架    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34859 | 金属支架    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34860 | 金属支架    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34861 | 金属支架    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34862 | 金属支架    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34863 | 金属支架(大) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34864 | 金属支架(大) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34865 | 金属支架(小) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |



| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|---------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZN34866 | 金属支架(小) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34867 | 金属网     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34868 | 金属网     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34869 | 金属支架(大) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34870 | 金属支架(大) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34871 | 金属支架(小) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34872 | 金属支架(小) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34873 | 金属网     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34874 | 金属网     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34875 | 金属支架(大) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34876 | 金属支架(大) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34877 | 金属支架(小) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|---------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZN34878 | 金属支架(小) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34879 | 金属网     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34880 | 金属网     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34881 | 金属支架(大) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34882 | 金属支架(大) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34883 | 金属支架(小) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34884 | 金属支架(小) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34885 | 金属网     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34886 | 金属网     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34887 | 金属支架(大) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34888 | 金属支架(大) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34889 | 金属支架(大) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|---------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZN34890 | 金属支架(大) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34891 | 金属支架(小) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34892 | 金属支架(小) | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34893 | 金属网     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34894 | 金属网     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34895 | 树脂牙     | 定制   | 树脂基托全口义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34896 | 树脂牙     | 定制   | 树脂基托全口义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34897 | 树脂牙     | 定制   | 树脂基托全口义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34898 | 树脂牙     | 定制   | 树脂基托全口义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34899 | 树脂牙     | 定制   | 树脂基托全口义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34900 | 树脂牙     | 定制   | 树脂基托全口义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34901 | 胶托      | 定制   | 树脂基托全口义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                                                                                       | 产品型号                                                                            | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| QHZB34902 | 胶托       | 定制                                                                                         | 树脂基托全口义齿                                                                        | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34903 | 种植导板     | 定制                                                                                         | 树脂基托全口义齿                                                                        | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34904 | 树脂牙      | 定制                                                                                         | 树脂基托全口义齿                                                                        | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34905 | 树脂牙      | 定制                                                                                         | 树脂基托全口义齿                                                                        | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34906 | 树脂牙      | 定制                                                                                         | 树脂基托全口义齿                                                                        | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34907 | 树脂牙      | 定制                                                                                         | 树脂基托全口义齿                                                                        | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34908 | 树脂牙      | 定制                                                                                         | 树脂基托全口义齿                                                                        | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34909 | 树脂牙      | 定制                                                                                         | 树脂基托全口义齿                                                                        | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB3491  | 医用胶原蛋白海绵 | 50mm*50mm*5mm\$50mm*25mm*5mm\$25mm*25mm*5mm\$25mm*10mm*5mm\$50mm*50mm*1mm\$50mm*25mm*1mm\$ | 50mm*50mm*5mm\$50mm*25mm*5mm\$25mm*25mm*5mm\$25mm*25mm*5mm\$25mm*10mm*5mm\$50mm | 无锡贝迪生物工程有限公司 |              |
| QHZB34910 | 树脂牙      | 定制                                                                                         | 树脂基托全口义齿                                                                        | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34911 | 树脂牙      | 定制                                                                                         | 树脂基托全口义齿                                                                        | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34912 | 树脂牙      | 定制                                                                                         | 树脂基托全口义齿                                                                        | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|------|------|----------|--------------|--------------|
| QHZN34913 | 树脂牙  | 定制   | 树脂基托全口义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34914 | 树脂牙  | 定制   | 树脂基托全口义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34915 | 树脂牙  | 定制   | 树脂基托全口义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34916 | 树脂牙  | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34917 | 树脂牙  | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34918 | 树脂牙  | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34919 | 树脂牙  | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34920 | 树脂牙  | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34921 | 树脂牙  | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34922 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34923 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34924 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称           | 产品规格                                                           | 产品型号                                        | 生产企业                                        | 挂网企业         |
|-----------|----------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| QHZB34925 | 胶托             | 定制                                                             | 树脂基托局部义齿                                    | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34926 | 胶托             | 定制                                                             | 树脂基托局部义齿                                    | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34927 | 胶托             | 定制                                                             | 树脂基托局部义齿                                    | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34928 | 胶托             | 定制                                                             | 树脂基托局部义齿                                    | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34929 | 胶托             | 定制                                                             | 树脂基托局部义齿                                    | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB3493  | 生物可吸收性涂层 永久性网片 | 7.6*15.2cm\$10.2*20.3cm\$15.2*20.3cm\$20.3*30.5cm\$30.5*35.6cm | 5959360\$5959480\$5959680\$5959812\$5959124 | 美国Daval, Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |              |
| QHZB34930 | 胶托             | 定制                                                             | 树脂基托局部义齿                                    | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34931 | 胶托             | 定制                                                             | 树脂基托局部义齿                                    | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34932 | 胶托             | 定制                                                             | 树脂基托局部义齿                                    | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34933 | 正畸矫治器          | 定制                                                             | 树脂基托局部义齿                                    | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34934 | 正畸矫治器          | 定制                                                             | 树脂基托局部义齿                                    | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB34935 | 正畸矫治器          | 定制                                                             | 树脂基托局部义齿                                    | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格                                  | 产品型号                      | 生产企业                                        | 挂网企业         |
|-----------|--------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------|
| QHZN34936 | 正畸矫治器  | 定制                                    | 树脂基托局部义齿                  | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34937 | 正畸矫治器  | 定制                                    | 树脂基托局部义齿                  | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34938 | 正畸矫治器  | 定制                                    | 树脂基托局部义齿                  | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34939 | 正畸矫治器  | 定制                                    | 树脂基托局部义齿                  | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN3494  | 疝修补网织片 | 小号 圆形 4.3cm\$中号 圆形 6.4cm\$大号 圆形 8.0cm | 0010302\$0010303\$0010301 | 美国Davol, Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |              |
| QHZN34940 | 正畸矫治器  | 定制                                    | 树脂基托局部义齿                  | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34941 | 正畸矫治器  | 定制                                    | 树脂基托局部义齿                  | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34942 | 正畸矫治器  | 定制                                    | 树脂基托局部义齿                  | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34943 | 正畸矫治器  | 定制                                    | 树脂基托局部义齿                  | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34944 | 正畸矫治器  | 定制                                    | 树脂基托局部义齿                  | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34945 | 正畸矫治器  | 定制                                    | 树脂基托局部义齿                  | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34946 | 正畸矫治器  | 定制                                    | 树脂基托局部义齿                  | 成都口口齿科技术有限公司                                | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|------|------|----------|--------------|--------------|
| QHZN34947 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34948 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34949 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34950 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34951 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34952 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34953 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34954 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34955 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34956 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34957 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34958 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |



| 流水号       | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|------|------|----------|--------------|--------------|
| QHZN34959 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34960 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34961 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34962 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34963 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34964 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34965 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34966 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34967 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34968 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34969 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34970 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|------|------|----------|--------------|--------------|
| QHZN34971 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34972 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34973 | 胶托   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34974 | 树脂牙  | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34975 | 树脂牙  | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34976 | 树脂牙  | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34977 | 树脂牙  | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34978 | 树脂牙  | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34979 | 树脂牙  | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34980 | 树脂牙  | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34981 | 树脂牙  | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34982 | 树脂牙  | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|-------|------|----------|--------------|--------------|
| QHZN34983 | 树脂牙   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34984 | 树脂牙   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34985 | 树脂牙   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34986 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34987 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34988 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34989 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34990 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34991 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34992 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34993 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34994 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|-------|------|----------|--------------|--------------|
| QHZN34995 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34996 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34997 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34998 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN34999 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35000 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35001 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35002 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35003 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35004 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35005 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35006 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|-------|------|----------|--------------|--------------|
| QHZN35007 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35008 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35009 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35010 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35011 | 正畸矫治器 | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35012 | 种植导板  | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35013 | 全瓷冠/桥 | 定制   | 全瓷冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35014 | 全瓷冠/桥 | 定制   | 全瓷冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35015 | 全瓷冠、桥 | 定制   | 全瓷冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35016 | 全瓷冠、桥 | 定制   | 全瓷冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35017 | 全瓷冠、桥 | 定制   | 全瓷冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35018 | 全瓷冠、桥 | 定制   | 全瓷冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|-------|------|-------|--------------|--------------|
| QHZN35019 | 全瓷冠、桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35020 | 全瓷冠、桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35021 | 全瓷冠、桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35022 | 全瓷冠、桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35023 | 全瓷冠、桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35024 | 全瓷冠、桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35025 | 全瓷冠/桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35026 | 全瓷冠/桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35027 | 全瓷冠/桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35028 | 全瓷冠/桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35029 | 种植义齿  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35030 | 种植义齿  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号                       | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|----------|------|----------------------------|--------------|--------------|
| QHZN35031 | 种植义齿     | 定制   | 全瓷冠、桥                      | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35032 | 种植义齿     | 定制   | 全瓷冠、桥                      | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35033 | 全瓷桩      | 定制   | 全瓷冠、桥                      | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35034 | 全瓷桩      | 定制   | 全瓷冠、桥                      | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35035 | 全瓷嵌体     | 定制   | 全瓷冠、桥                      | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35036 | 全瓷嵌体     | 定制   | 全瓷冠、桥                      | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35037 | 全瓷冠/桥    | 定制   | 全瓷冠、桥                      | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35038 | 全瓷冠/桥    | 定制   | 全瓷冠、桥                      | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35039 | 全瓷冠/桥    | 定制   | 全瓷冠、桥                      | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN3504  | AND系列吸引器 | 1套/盒 | AND-100P-30A\$AND-100P-30B | 苏州爱得科技发展有限公司 |              |
| QHZN35040 | 全瓷冠/桥    | 定制   | 全瓷冠、桥                      | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35041 | 种植义齿     | 定制   | 全瓷冠、桥                      | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|-------|------|-------|--------------|--------------|
| QHZN35042 | 种植义齿  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35043 | 种植义齿  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35044 | 种植义齿  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35045 | 全瓷桩   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35046 | 全瓷桩   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35047 | 全瓷嵌体  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35048 | 全瓷嵌体  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35049 | 全瓷冠/桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35050 | 全瓷冠/桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35051 | 全瓷冠/桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35052 | 全瓷冠/桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35053 | 全瓷冠/桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |



| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|--------|------|-------|--------------|--------------|
| QHZB35054 | 全瓷冠/桥  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35055 | 全瓷冠/桥  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35056 | 全瓷冠/桥  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35057 | 全瓷冠/桥  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35058 | 全瓷冠/桥  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35059 | 全瓷冠/桥  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35060 | 全瓷玛莉兰桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35061 | 全瓷玛莉兰桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35062 | 全瓷玛莉兰桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35063 | 全瓷玛莉兰桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35064 | 全瓷玛莉兰桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35065 | 全瓷玛莉兰桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|--------|------|-------|--------------|--------------|
| QHZN35066 | 全瓷玛莉兰桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35067 | 全瓷玛莉兰桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35068 | 全瓷玛莉兰桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35069 | 全瓷玛莉兰桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35070 | 全瓷玛莉兰桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35071 | 全瓷玛莉兰桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35072 | 全瓷玛莉兰桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35073 | 全瓷玛莉兰桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35074 | 全瓷玛莉兰桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35075 | 全瓷玛莉兰桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35076 | 全瓷玛莉兰桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35077 | 全瓷玛莉兰桥 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|----------|------|-------|--------------|--------------|
| QHZN35078 | 全瓷玛莉兰桥   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35079 | 全瓷玛莉兰桥   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35080 | 全瓷玛莉兰桥   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35081 | 全瓷玛莉兰桥   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35082 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35083 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35084 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35085 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35086 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35087 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35088 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35089 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|----------|------|-------|--------------|--------------|
| QHZN35090 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35091 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35092 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35093 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35094 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35095 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35096 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35097 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35098 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35099 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35100 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35101 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|----------|------|-------|--------------|--------------|
| QHZN35102 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35103 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35104 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35105 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35106 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35107 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35108 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35109 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35110 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35111 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35112 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35113 | 个性化种植连接体 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|-------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZN35114 | 全瓷贴面  | 定制   | 全瓷冠、桥     | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35115 | 全瓷贴面  | 定制   | 全瓷冠、桥     | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35116 | 全瓷贴面  | 定制   | 全瓷冠、桥     | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35117 | 全瓷贴面  | 定制   | 全瓷冠、桥     | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35118 | 上瓷    | 定制   | 全瓷冠、桥     | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35119 | 上瓷    | 定制   | 全瓷冠、桥     | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35120 | 加瓷    | 定制   | 全瓷冠、桥     | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35121 | 加瓷    | 定制   | 全瓷冠、桥     | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35122 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35123 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35124 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35125 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|-------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZN35126 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35127 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35128 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35129 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35130 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35131 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35132 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35133 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35134 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35135 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35136 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35137 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|-------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZN35138 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35139 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35140 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35141 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35142 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35143 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35144 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35145 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35146 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35147 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35148 | 蜡冠    | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35149 | 蜡冠    | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |



| 流水号       | 产品名称  | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|-------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZN35150 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35151 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35152 | 聚合瓷冠  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35153 | 聚合瓷冠  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35154 | 聚合瓷冠  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35155 | 聚合瓷冠  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35156 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35157 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35158 | 种植义齿  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35159 | 种植义齿  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35160 | 聚合瓷冠  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35161 | 聚合瓷冠  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|-------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZB35162 | 种植义齿  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35163 | 种植义齿  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35164 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35165 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35166 | 种植义齿  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35167 | 种植义齿  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35168 | 聚合瓷冠  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35169 | 聚合瓷冠  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35170 | 种植义齿  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35171 | 种植义齿  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35172 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35173 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|-------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZB35174 | 种植义齿  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35175 | 种植义齿  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35176 | 聚合瓷冠  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35177 | 聚合瓷冠  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35178 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35179 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35180 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35181 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35182 | 种植义齿  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35183 | 种植义齿  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35184 | 种植义齿  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35185 | 种植义齿  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZB35186 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35187 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35188 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35189 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35190 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35191 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35192 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35193 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35194 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35195 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35196 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35197 | 树脂模型 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|-------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZN35198 | 树脂模型  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35199 | 树脂模型  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35200 | 树脂模型  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35201 | 数据采集  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35202 | 数据采集  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35203 | 种植义齿  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35204 | 种植义齿  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35205 | 聚合瓷冠  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35206 | 聚合瓷冠  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35207 | 蜡冠    | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35208 | 蜡冠    | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35209 | 金属烤瓷冠 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|---------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZB35210 | 金属烤瓷冠   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35211 | 金属烤瓷冠   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35212 | 金属冠     | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35213 | 金属冠     | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35214 | 金属冠     | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35215 | 金属冠     | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35216 | 金属桩     | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35217 | 金属桩     | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35218 | 金属嵌体    | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35219 | 金属嵌体    | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35220 | 个性化金属基台 | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35221 | 金属冠     | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|--------|------|---------|--------------|--------------|
| QHZN35222 | 金属冠    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35223 | 金属冠    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35224 | 金属冠    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35225 | 金属冠    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35226 | 金属冠    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35227 | 金属冠    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35228 | 金属冠    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35229 | 金属冠    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35230 | 金属冠    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35231 | 金属冠    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35232 | 金属冠    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35233 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|--------|------|---------|--------------|--------------|
| QHZN35234 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35235 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35236 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35237 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35238 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35239 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35240 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35241 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35242 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35243 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35244 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35245 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |



| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|--------|------|---------|--------------|--------------|
| QHZN35246 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35247 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35248 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35249 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35250 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35251 | 金属冠    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35252 | 金属冠    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35253 | 金属桩    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35254 | 金属桩    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35255 | 金属桩    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35256 | 金属桩    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35257 | 金属嵌体   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格   | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|----------|--------|---------|--------------|--------------|
| QHZN35258 | 金属嵌体     | 定制     | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35259 | 套筒冠      | 定制     | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN3526  | 一次性使用冲洗管 | 腔内\$腔外 | /       | 苏州爱得科技发展有限公司 |              |
| QHZN35260 | 套筒冠      | 定制     | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35261 | 金属冠      | 定制     | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35262 | 金属冠      | 定制     | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35263 | 金属桩      | 定制     | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35264 | 金属桩      | 定制     | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35265 | 金属桩      | 定制     | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35266 | 金属桩      | 定制     | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35267 | 金属嵌体     | 定制     | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35268 | 金属嵌体     | 定制     | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|------|------|---------|--------------|--------------|
| QHZN35269 | 套筒冠  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35270 | 套筒冠  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35271 | 金属冠  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35272 | 金属冠  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35273 | 金属桩  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35274 | 金属桩  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35275 | 金属桩  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35276 | 金属桩  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35277 | 金属嵌体 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35278 | 金属嵌体 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35279 | 套筒冠  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35280 | 套筒冠  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|----------|------|---------|--------------|--------------|
| QHZB35281 | 个性化种植连接体 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35282 | 个性化种植连接体 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35283 | 个性化种植连接体 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35284 | 个性化种植连接体 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35285 | 个性化种植连接体 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35286 | 个性化种植连接体 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35287 | 种植义齿     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35288 | 种植义齿     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35289 | 个性化种植连接体 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35290 | 个性化种植连接体 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35291 | 个性化种植连接体 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35292 | 个性化种植连接体 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|----------|------|---------|--------------|--------------|
| QHZN35293 | 种植义齿     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35294 | 种植义齿     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35295 | 个性化种植连接体 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35296 | 个性化种植连接体 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35297 | 个性化种植连接体 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35298 | 个性化种植连接体 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35299 | 种植义齿     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35300 | 种植义齿     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35301 | 种植义齿     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35302 | 种植义齿     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35303 | 种植义齿     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35304 | 种植义齿     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|------|------|---------|--------------|--------------|
| QHZN35305 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35306 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35307 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35308 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35309 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35310 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35311 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35312 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35313 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35314 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35315 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35316 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|------|------|---------|--------------|--------------|
| QHZN35317 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35318 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35319 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35320 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35321 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35322 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35323 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35324 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35325 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35326 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35327 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZN35328 | 种植义齿 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|--------|------|---------|--------------|--------------|
| QHKB35329 | 种植义齿   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHKB35330 | 种植义齿   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHKB35331 | 金属冠    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHKB35332 | 金属冠    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHKB35333 | 金属冠    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHKB35334 | 金属冠    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHKB35335 | 金属冠    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHKB35336 | 金属冠    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHKB35337 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHKB35338 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHKB35339 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHKB35340 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |



| 流水号       | 产品名称   | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业                             | 挂网企业         |
|-----------|--------|------|------------|----------------------------------|--------------|
| QHZB35341 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司                     | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35342 | 金属玛莉兰桥 | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司                     | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35343 | 种植义齿   | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司                     | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35344 | 种植义齿   | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司                     | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35345 | 套筒冠    | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司                     | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35346 | 套筒冠    | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司                     | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35347 | 金属冠    | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司                     | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35348 | 贵金属烤瓷冠 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司                     | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35349 | 贵金属烤瓷冠 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司                     | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35350 | 贵金属烤瓷冠 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司                     | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35351 | 贵金属烤瓷冠 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司                     | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB35381 | 留置导管   | /    | GDHK-1115  | Gambro Kathetertechnik Hechingen |              |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格                                                    | 产品型号                                                          | 生产企业                                                    | 挂网企业         |
|-----------|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| QHQB35398 | 非血管导丝        | 21735450                                                | 21735450                                                      | 德国 ENDO-FLEX GmbH                                       |              |
| QHQB35597 | 一次性使用电凝刷     | E7930                                                   | E7930                                                         | Bausch & Lomb GmbH                                      |              |
| QHQB35606 | 种植体系统        | /                                                       | PXABS\$PXAS\$PXABSL\$PXDCS\$PYRBA\$PGREA\$PBREA\$PYSEA\$PGSEA | BioHorizons Implant Systems , Inc 代理公司: 华盛顿医疗设备（北京）有限公司 |              |
| QHQB35607 | 种植体系统配件      | /                                                       | 260-100\$260-110\$260-220\$260-300\$SBA40\$SBA55\$SGA4        | BioHorizons Implant Systems , Inc 代理公司: 华盛顿医疗设备（北京）有限公司 |              |
| QHQB3568  | 天然珊瑚羟基磷灰石义眼台 | 直径: 18mm\$直径: 20mm\$直径: 22mm                            | 200u\$300u\$500u                                              | 北京康菲特尔科技有限公司                                            | 北京康菲特尔科技有限公司 |
| QHQB3570  | 硬性角膜接触镜      | X0                                                      | X0                                                            | 欧普康视科技（合肥）有限公司                                          |              |
| QHQB3571  | 角膜塑形用硬性透气接触镜 | X0                                                      | X0                                                            | 欧普康视科技（合肥）有限公司                                          |              |
| QHQB3572  | 角膜塑形用硬性透气接触镜 | /                                                       | /                                                             | 中国台湾亨泰光学有限公司                                            |              |
| QHQB35842 | 微导管          | 近端外径0.90mm, 末端外径0.80mm, 内径0.5mm, 导管有效长度150cm, 末端长度14cm。 | 90238                                                         | 美国Concentric Medical, Inc.                              |              |
| QHQB35843 | 取栓系统         | 全长180cm, 预成型部位长度37mm, 有效预成型部位长度20mm, 末端铂金线圈长度4mm,       | 90184                                                         | 美国Concentric Medical, Inc.                              |              |
| QHQB35844 | 导丝           | 21735450                                                | 21735450                                                      | 德国 ENDO-FLEX GmbH                                       |              |
| QHQB35845 | PTCA球囊导管     | 1.5mm*10mm                                              | euca VI 15010                                                 | eucatech AG                                             |              |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格        | 产品型号          | 生产企业        | 挂网企业 |
|-----------|----------|-------------|---------------|-------------|------|
| QHZB35846 | PTCA球囊导管 | 1.5mm*15mm  | euca VI 15015 | eucatech AG |      |
| QHZB35847 | PTCA球囊导管 | 1.5mm*20mm  | euca VI 15020 | eucatech AG |      |
| QHZB35848 | PTCA球囊导管 | 1.5mm*25mm  | euca VI 15025 | eucatech AG |      |
| QHZB35849 | PTCA球囊导管 | 1.5mm*30mm  | euca VI 15030 | eucatech AG |      |
| QHZB35850 | PTCA球囊导管 | 2.0mm*10mm  | euca VI 20010 | eucatech AG |      |
| QHZB35851 | PTCA球囊导管 | 2.0mm*15mm  | euca VI 20015 | eucatech AG |      |
| QHZB35852 | PTCA球囊导管 | 2.0mm*20mm  | euca VI 20020 | eucatech AG |      |
| QHZB35853 | PTCA球囊导管 | 2.0mm*25mm  | euca VI 20025 | eucatech AG |      |
| QHZB35854 | PTCA球囊导管 | 2.0mm*30mm  | euca VI 20030 | eucatech AG |      |
| QHZB35855 | PTCA球囊导管 | 2.25mm*10mm | euca VI 22510 | eucatech AG |      |
| QHZB35856 | PTCA球囊导管 | 2.25mm*15mm | euca VI 22511 | eucatech AG |      |
| QHZB35857 | PTCA球囊导管 | 2.25mm*20mm | euca VI 22520 | eucatech AG |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格         | 产品型号          | 生产企业        | 挂网企业 |
|-----------|----------|--------------|---------------|-------------|------|
| QHZB35858 | PTCA球囊导管 | 2. 25mm*25mm | euca VI 22525 | eucatech AG |      |
| QHZB35859 | PTCA球囊导管 | 2. 25mm*30mm | euca VI 22530 | eucatech AG |      |
| QHZB35860 | PTCA球囊导管 | 2. 25mm*40mm | euca VI 22540 | eucatech AG |      |
| QHZB35861 | PTCA球囊导管 | 2. 5mm*10mm  | euca VI 25010 | eucatech AG |      |
| QHZB35862 | PTCA球囊导管 | 2. 5mm*15mm  | euca VI 25015 | eucatech AG |      |
| QHZB35863 | PTCA球囊导管 | 2. 5mm*20mm  | euca VI 25020 | eucatech AG |      |
| QHZB35864 | PTCA球囊导管 | 2. 5mm*25mm  | euca VI 25025 | eucatech AG |      |
| QHZB35865 | PTCA球囊导管 | 2. 5mm*30mm  | euca VI 25030 | eucatech AG |      |
| QHZB35866 | PTCA球囊导管 | 2. 5mm*40mm  | euca VI 25040 | eucatech AG |      |
| QHZB35867 | PTCA球囊导管 | 2. 75mm*10mm | euca VI 27510 | eucatech AG |      |
| QHZB35868 | PTCA球囊导管 | 2. 75mm*15mm | euca VI 27515 | eucatech AG |      |
| QHZB35869 | PTCA球囊导管 | 2. 75mm*20mm | euca VI 27520 | eucatech AG |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格        | 产品型号          | 生产企业        | 挂网企业 |
|-----------|----------|-------------|---------------|-------------|------|
| QHZB35870 | PTCA球囊导管 | 2.75mm*25mm | euca VI 27525 | eucatech AG |      |
| QHZB35871 | PTCA球囊导管 | 2.75mm*30mm | euca VI 27530 | eucatech AG |      |
| QHZB35872 | PTCA球囊导管 | 2.75mm*40mm | euca VI 27540 | eucatech AG |      |
| QHZB35873 | PTCA球囊导管 | 3.0mm*10mm  | euca VI 30010 | eucatech AG |      |
| QHZB35874 | PTCA球囊导管 | 3.0mm*15mm  | euca VI 30015 | eucatech AG |      |
| QHZB35875 | PTCA球囊导管 | 3.0mm*20mm  | euca VI 30020 | eucatech AG |      |
| QHZB35876 | PTCA球囊导管 | 3.0mm*25mm  | euca VI 30025 | eucatech AG |      |
| QHZB35877 | PTCA球囊导管 | 3.0mm*30mm  | euca VI 30030 | eucatech AG |      |
| QHZB35878 | PTCA球囊导管 | 3.0mm*40mm  | euca VI 30040 | eucatech AG |      |
| QHZB35879 | PTCA球囊导管 | 3.5mm*10mm  | euca VI 35010 | eucatech AG |      |
| QHZB35880 | PTCA球囊导管 | 3.5mm*15mm  | euca VI 35015 | eucatech AG |      |
| QHZB35881 | PTCA球囊导管 | 3.5mm*20mm  | euca VI 35020 | eucatech AG |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                                  | 产品型号                                           | 生产企业                     | 挂网企业 |
|-----------|----------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------|
| QHZN35882 | PTCA球囊导管 | 3.5mm*25mm                            | euca VI 35025                                  | eucatech AG              |      |
| QHZN35883 | PTCA球囊导管 | 3.5mm*30mm                            | euca VI 35030                                  | eucatech AG              |      |
| QHZN35884 | PTCA球囊导管 | 3.5mm*40mm                            | euca VI 35040                                  | eucatech AG              |      |
| QHZN35885 | PTCA球囊导管 | 4.0mm*10mm                            | euca VI 40010                                  | eucatech AG              |      |
| QHZN35886 | PTCA球囊导管 | 4.0mm*15mm                            | euca VI 40015                                  | eucatech AG              |      |
| QHZN35887 | PTCA球囊导管 | 4.0mm*20mm                            | euca VI 40020                                  | eucatech AG              |      |
| QHZN35888 | PTCA球囊导管 | 4.0mm*25mm                            | euca VI 40025                                  | eucatech AG              |      |
| QHZN35889 | PTCA球囊导管 | 4.0mm*30mm                            | euca VI 40030                                  | eucatech AG              |      |
| QHZN35890 | PTCA球囊导管 | 4.0mm*40mm                            | euca VI 40040                                  | eucatech AG              |      |
| QHZN35893 | 活检针      | 16G×16CM                              | TM16/16                                        | GALLINI S. R. L          |      |
| QHZN35895 | 微导管      | 直径：外径：2.6F/2.0F；内径：0.019 in；长度：150CM； | M0031441810\$M0031441890                       | 美国 Stryker Neurovascular |      |
| QHZN35898 | 颅内支持导管   | 内径0.058、0.060inch；长度115、132cm         | M003IC058115A0\$M003IC058132A0\$M003IC060132A0 | 美国 Stryker Neurovascular |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格                                                                           | 产品型号                                                       | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| QHZB35899 | 根管润滑剂       | 规格：30ml                                                                        | 型号：162                                                     | 美国Ultradent Products, Inc.                 |      |
| QHZB35901 | 牙科桩核粘接修复树脂  | 无                                                                              | 无                                                          | 美国Ultradent Products, Inc.                 |      |
| QHZB36154 | 义齿软衬材料      | /                                                                              | 909087\$909088\$909089<br>\$909090\$909951\$909950         | 德国DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH |      |
| QHZB36155 | 双固化型冠桥永久粘接剂 | /                                                                              | 普玛2.0, 213366、<br>213367、213368, A2、<br>A3 Opaque、TR ; , 1 | 德国DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH |      |
| QHZB36156 | 硅橡胶印模材料     | 909018\$909405\$909420\$909037\$<br>909038\$909019\$909036\$909485\$<br>909884 | silagum-putty                                              | 德国DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH |      |
| QHZB36157 | 硅橡胶印模材料     | 909534\$909535                                                                 | silagum-mixstar<br>putty soft                              | 德国DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH |      |
| QHZB36158 | 硅橡胶印模材料     | 909713\$909715\$909422\$909891\$<br>909373\$909854\$909714\$909720             | silagum-light                                              | 德国DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH |      |
| QHZB36159 | 硅橡胶印模材料     | 909718\$909719\$909427                                                         | silagum-mono                                               | 德国DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH |      |
| QHZB36160 | 硅橡胶印模材料     | 909716\$909717                                                                 | silagum-medium                                             | 德国DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH |      |
| QHZB36161 | 光固化垫底材料     | 6支/套 每支1.5g                                                                    | 213001                                                     | 德国DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH |      |
| QHZB36162 | 光固化垫底材料     | 2支/套 每支1.5g                                                                    | 213002                                                     | 德国DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH |      |
| QHZB36163 | 光固化垫底材料     | 20支/套 每支0.33g                                                                  | 209538                                                     | 德国DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                        | 产品型号                               | 生产企业                                              | 挂网企业 |
|-----------|----------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| QHZB36164 | 复合树脂桩核材料 | AUTOmix自动混合枪型               | 213330\$213331\$213332             | 德国DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH        |      |
| QHZB36165 | 复合树脂桩核材料 | Smartmix注射器型                | 213334\$213339\$213335<br>\$213336 | 德国DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH        |      |
| QHZB36166 | 齿科水门汀    | 基质1管：每管85克；催化剂<br>1管：每管25克  | 110137                             | 德国DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH        |      |
| QHZB36167 | 齿科水门汀    | 1管：每管60克；35个Automix搅<br>拌头  | 110272                             | 德国DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH        |      |
| QHZB36168 | 齿科水门汀    | 2支；每支11g；20个Smartmix注<br>射头 | 212104                             | 德国DMG Chemisch-Pharmazeutische Fabrik GmbH        |      |
| QHZB36169 | 穿刺针      | 1.2(18G)                    | 315S120100                         | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie<br>(德国宝雅医疗科技集团)  |      |
| QHZB36170 | 穿刺针      | 1.2(18G)                    | 315S120150                         | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗<br>科技集团) |      |
| QHZB36171 | 穿刺针      | 1.2(18G)                    | 315S120200                         | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗<br>科技集团) |      |
| QHZB36172 | 穿刺针      | 1.2(18G)                    | 315S120250                         | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗<br>科技集团) |      |
| QHZB36173 | 穿刺针      | 1.2(18G)                    | 315S120280                         | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗<br>科技集团) |      |
| QHZB36174 | 穿刺针      | 1.6(18G)                    | 315S160100                         | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗<br>科技集团) |      |
| QHZB36175 | 穿刺针      | 1.6(18G)                    | 315S160150                         | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗<br>科技集团) |      |



| 流水号       | 产品名称 | 产品规格      | 产品型号       | 生产企业                                          | 挂网企业 |
|-----------|------|-----------|------------|-----------------------------------------------|------|
| QHZB36176 | 穿刺针  | 1.6(18G)  | 315S160200 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36177 | 穿刺针  | 1.6(18G)  | 315S160250 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36178 | 穿刺针  | 1.6(18G)  | 315S160280 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36179 | 穿刺针  | 2.1(14G)  | 315S210100 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36180 | 穿刺针  | 2.1(14G)  | 315S210150 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36181 | 穿刺针  | 2.1(14G)  | 315S210200 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36182 | 穿刺针  | 0.95(20G) | 315S095100 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36183 | 穿刺针  | 0.95(20G) | 315S095150 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36184 | 穿刺针  | 0.95(20G) | 315S095200 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36185 | 穿刺针  | 0.95(20G) | 315S095250 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36186 | 穿刺针  | 1.4(17G)  | 315S140100 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36187 | 穿刺针  | 1.4(17G)  | 315S140150 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格     | 产品型号         | 生产企业                                          | 挂网企业 |
|-----------|------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|
| QHZB36188 | 穿刺针  | 1.6(16G) | 315S140200   | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36189 | 穿刺针  | 1.6(16G) | 315S140250   | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36190 | 穿刺针  | 1.2(18G) | 315S120100-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36191 | 穿刺针  | 1.2(18G) | 315S120150-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36192 | 穿刺针  | 1.2(18G) | 315S120200-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36193 | 穿刺针  | 1.2(18G) | 315S120250-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36194 | 穿刺针  | 1.2(18G) | 315S120280-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36195 | 穿刺针  | 1.6(16G) | 315S160100-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36196 | 穿刺针  | 1.6(16G) | 315S160150-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36197 | 穿刺针  | 1.6(16G) | 315S160200-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36198 | 穿刺针  | 1.6(16G) | 315S160250-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36199 | 穿刺针  | 2.1(14G) | 315S210100-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格      | 产品型号         | 生产企业                                          | 挂网企业 |
|-----------|------|-----------|--------------|-----------------------------------------------|------|
| QHZB36200 | 穿刺针  | 2.1(14G)  | 315S210150-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36201 | 穿刺针  | 2.1(14G)  | 315S210200-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36202 | 穿刺针  | 0.95(20G) | 315S095100-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36203 | 穿刺针  | 0.95(20G) | 315S095150-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36204 | 穿刺针  | 0.95(20G) | 315S095200-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36205 | 穿刺针  | 0.95(20G) | 315S095250-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36206 | 穿刺针  | 1.4(17G)  | 315S140100-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36207 | 穿刺针  | 1.4(17G)  | 315S140150-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36208 | 穿刺针  | 1.6(16G)  | 315S140200-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36209 | 穿刺针  | 1.6(16G)  | 315S140250-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36210 | 导引针  | 1.2(18G)  | 313S120014   | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36211 | 导引针  | 1.2(18G)  | 313S120064   | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格     | 产品型号       | 生产企业                                          | 挂网企业 |
|-----------|------|----------|------------|-----------------------------------------------|------|
| QHZB36212 | 导引针  | 1.2(18G) | 313S120114 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36213 | 导引针  | 1.2(18G) | 313S120164 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36214 | 导引针  | 1.5(17G) | 313S150014 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36215 | 导引针  | 1.5(17G) | 313S150064 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36216 | 导引针  | 1.5(17G) | 313S150114 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36217 | 导引针  | 1.5(17G) | 313S150164 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36218 | 导引针  | 1.5(17G) | 313S150194 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36219 | 导引针  | 2.1(14G) | 313S200014 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36220 | 导引针  | 2.1(14G) | 313S200064 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36221 | 导引针  | 2.1(14G) | 313S200114 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36222 | 导引针  | 2.1(14G) | 313S200164 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36223 | 导引针  | 2.1(14G) | 313S200194 | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格     | 产品型号         | 生产企业                                          | 挂网企业 |
|-----------|------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|
| QHZB36224 | 导引针  | 2.4(13G) | 313S250014   | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36225 | 导引针  | 2.4(13G) | 313S250064   | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36226 | 导引针  | 2.4(13G) | 313S250114   | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36227 | 导引针  | 2.4(13G) | 313S180014   | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36228 | 导引针  | 2.4(13G) | 313S180064   | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36229 | 导引针  | 2.4(13G) | 313S180114   | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36230 | 导引针  | 2.4(13G) | 313S180164   | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36231 | 导引针  | 1.2(18G) | 313S120014-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36232 | 导引针  | 1.2(18G) | 313S120064-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36233 | 导引针  | 1.2(18G) | 313S120114-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36234 | 导引针  | 1.2(18G) | 313S120164-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36235 | 导引针  | 1.5(17G) | 313S150014-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格     | 产品型号         | 生产企业                                          | 挂网企业 |
|-----------|------|----------|--------------|-----------------------------------------------|------|
| QHZB36236 | 导引针  | 1.5(17G) | 313S150064-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36237 | 导引针  | 1.5(17G) | 313S150114-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36238 | 导引针  | 1.5(17G) | 313S150164-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36239 | 导引针  | 1.5(17G) | 313S150194-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36240 | 导引针  | 2.1(14G) | 313S200014-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36241 | 导引针  | 2.1(14G) | 313S200064-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36242 | 导引针  | 2.1(14G) | 313S200114-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36243 | 导引针  | 2.1(14G) | 313S200164-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36244 | 导引针  | 2.1(14G) | 313S200194-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36245 | 导引针  | 2.4(13G) | 313S250014-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36246 | 导引针  | 2.4(13G) | 313S250064-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36247 | 导引针  | 2.4(13G) | 313S250114-B | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格                                                             | 产品型号                                               | 生产企业                                          | 挂网企业 |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------|
| QHZB36248 | 导引针          | 2.4(13G)                                                         | 313S180014-B                                       | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36249 | 导引针          | 2.4(13G)                                                         | 313S180064-B                                       | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36250 | 导引针          | 2.4(13G)                                                         | 313S180114-B                                       | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36251 | 导引针          | 2.4(13G)                                                         | 313S180164-B                                       | 德国Pajunk GmbH Medizintechnologie (德国宝雅医疗科技集团) |      |
| QHZB36252 | 脱敏剂          | 单支装: 10g*/瓶\$套装: 4g, 10ml溶剂\$大包装: 3*10g, 10ml溶剂及pele tim\$一次性包装: | /                                                  | 德国 Voco GmbH                                  |      |
| QHZB36253 | 酸蚀剂          | 2ml/支\$3ml/支\$5ml/支                                              | /                                                  | 德国 Voco GmbH                                  |      |
| QHZB36254 | 光固化窝沟封闭剂     | 瓶装, 2*3ml, 透明色                                                   | 1082                                               | 德国 Voco GmbH                                  |      |
| QHZB36255 | 后牙充填玻璃离子     | 规格装量: 粉: 7.5g/瓶, 15g/瓶                                           | 色号: A1\$色号: A2\$色号: A3                             | 德国 Voco GmbH                                  |      |
| QHZB36256 | 后牙充填玻璃离子     | 规格装量: 液: 5ml/瓶, 10ml/瓶                                           | 色号: A1\$色号: A2\$色号: A3                             | 德国 Voco GmbH                                  |      |
| QHZB36257 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 | /                                                                | 编号: 1047: 5g/管*2管/盒                                | 德国 Voco GmbH                                  |      |
| QHZB36258 | 光固化氢氧化钙间接盖髓剂 | /                                                                | 编号: 1307 注射管装, 2*2.5g(针头类型41)                      | 德国 Voco GmbH                                  |      |
| QHZB36259 | 光固化复合树脂      | /                                                                | TL\$TN\$TD\$01\$02\$03\$04\$05\$0Beach\$AmarisFlow | 德国 Voco GmbH                                  |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格                                                                    | 产品型号                                             | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| QHKB36260 | 光固化充填树脂 | A1\$A2\$A3\$A3.5\$A4\$B2\$B3\$C2\$C3<br>\$I\$D3\$0A2\$0A3.5\$BL\$B1\$D2 | 4g/支                                             | 德国 Voco GmbH                         |      |
| QHKB36261 | 光固化充填树脂 | A1\$A2\$A3\$A3.5\$A4\$B2\$B3\$C2\$C3<br>\$I\$D3\$0A2\$0A3.5\$BL\$B1\$D2 | 0.25*20粒/盒                                       | 德国 Voco GmbH                         |      |
| QHKB36262 | 光固化充填树脂 | A\$1A2\$A3\$A3.5\$B2                                                    | 0.25*50粒/盒                                       | 德国 Voco GmbH                         |      |
| QHKB36263 | 光固化复合树脂 | /                                                                       | 1360, 套装7*4g/注射管: (A1、A2、A3A3.5、B2、B3、I), 5Mml酸  | 德国 Voco GmbH                         |      |
| QHKB36264 | 光固化复合树脂 | /                                                                       | 1373, triset 3*4g注射管(A2、A3、A3.5), 3ml酸蚀剂, 4ml粘接剂 | 德国 Voco GmbH                         |      |
| QHKB36265 | 牙锉      | /                                                                       | WAVEONE large file sterile 21mm                  | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHKB36266 | 牙锉      | /                                                                       | WAVEONE primary file sterile 21mm                | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHKB36267 | 牙锉      | /                                                                       | WAVEONE small file sterile 21mm                  | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHKB36268 | 牙锉      | /                                                                       | WAVEONE assorted file sterile 21mm               | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHKB36269 | 牙锉      | /                                                                       | WAVEONE large file sterile 25mm                  | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHKB36270 | 牙锉      | /                                                                       | WAVEONE primary file sterile 25mm                | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHKB36271 | 牙锉      | /                                                                       | WAVEONE small file sterile 25mm                  | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |



| 流水号       | 产品名称 | 产品规格 | 产品型号                                | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|-----------|------|------|-------------------------------------|--------------------------------------|------|
| QHZB36272 | 牙锉   | /    | WAVEONE assorted file sterile 25mm  | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36273 | 牙锉   | /    | WAVEONE large file sterile 31mm     | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36274 | 牙锉   | /    | WAVEONE primary file sterile 31mm   | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36275 | 牙锉   | /    | WAVEONE small file sterile 31mm     | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36276 | 牙锉   | /    | WAVEONE assorted file sterile 31mm  | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36277 | 牙锉   | /    | WAVEONE large file sterile 21 6P    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36278 | 牙锉   | /    | WAVEONE primary file sterile 21 6P  | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36279 | 牙锉   | /    | WAVEONE small file sterile 21 6P    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36280 | 牙锉   | /    | WAVEONE assorted file sterile 21 6P | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36281 | 牙锉   | /    | WAVEONE large file sterile 25 6P    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36282 | 牙锉   | /    | WAVEONE primary file sterile 25 6P  | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36283 | 牙锉   | /    | WAVEONE small file sterile 25 6P    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格                              | 产品型号                                      | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|-----------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| QHZN36284 | 牙锉         | /                                 | WAVEONE assorted file sterile 25 6P       | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36285 | 牙锉         | /                                 | WAVEONE large file sterile 31 6P          | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36286 | 牙锉         | /                                 | WAVEONE primary file sterile 31 6P        | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36287 | 牙锉         | /                                 | WAVEONE small file sterile 31 6P          | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36288 | 牙锉         | /                                 | WAVEONE assorted file sterile 31 6P       | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36289 | SDR后牙流动树脂  | 规格装量：子弹装 0.25g/枚                  | 规格装量：子弹装 0.25g/枚                          | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36290 | 复合树脂       | /                                 | 色号：Shade A 规格：3g；0.28g\$色号：Shade B 规格：3g； | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36291 | 齿科根管调节剂    | /                                 | A0902 注射装和点胶喷嘴\$A0903 点胶喷嘴                | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36292 | 玻璃离子修复材料   | ChemFil                           | ChemFil                                   | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36293 | 牙科成形片及配套工具 | 3.5mm\$4.5mm\$5.5mm\$6.5mm\$7.5mm | 成形片                                       | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36294 | 牙科成形片及配套工具 | 3.5mm\$4.5mm\$5.5mm\$6.5mm\$7.5mm | 成形片 EZ Coat 不粘涂层                          | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36295 | 牙科成形片及配套工具 | Universal\$Narrow                 | 成形片夹                                      | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |

| 流水号       | 产品名称          | 产品规格               | 产品型号                                                          | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| QHZB36296 | 牙科成形片及配套工具    | S\$ M\$ L          | 楔子                                                            | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36297 | 牙科成形片及配套工具    | S\$ M\$ L          | 楔形保护片                                                         | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36298 | 扩孔锉(C+ files) | 18mm\$21mm\$25mm   | 产品标称尺寸 06                                                     | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36299 | 扩孔锉(C+ files) | 18mm\$21mm\$25mm   | 产品标称尺寸 08                                                     | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36300 | 扩孔锉(C+ files) | 18mm\$21mm\$25mm   | 产品标称尺寸 10                                                     | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36301 | 扩孔锉(C+ files) | 18mm\$21mm\$25mm   | 产品标称尺寸 15                                                     | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36302 | 扩孔锉(C+ files) | 18mm\$21mm\$25mm   | 产品标称尺寸 20                                                     | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36303 | 牙用锉           | /                  | M-Access K-Reamer:<br>21mm、25mm、31mm-<br>08, 10, 15, 20, 25,  | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36304 | 牙用锉           | /                  | M-Access K-Files21mm<br>、25mm、31mm-08,<br>10, 15, 20, 25, 30, | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36305 | 牙用锉           | /                  | M-Access<br>Hedstroem21mm、25mm<br>、31mm-08, 10, 15,           | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36306 | 手用牙用锉         | SX\$S1\$S2         | 成形锉, 手用                                                       | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36307 | 手用牙用锉         | F1\$F2\$F3\$F4\$F5 | 精修锉:手用                                                        | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                       | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|----------------------------|--------------------------------------|------|
| QHZB36308 | 聚羧酸锌水门汀 | /    | POIy-F 粉剂：<br>70g/瓶，液剂40ml | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36309 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 21MM X1 6支/<br>板       | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36310 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 21MM X2 6支/<br>板       | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36311 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 21MM X3 6支/<br>板       | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36312 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 21MM X4 6支/<br>板       | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36313 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 21MM X5 6支/<br>板       | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36314 | 牙科机用根管锉 | /    | 混合装 21MM X1-X3 6<br>支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36315 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 25MM X1 6支/<br>板       | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36316 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 25MM X2 6支/<br>板       | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36317 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 25MM X3 6支/<br>板       | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36318 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 25MM X4 6支/<br>板       | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36319 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 25MM X5 6支/<br>板       | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|---------------------|--------------------------------------|------|
| QHZB36320 | 牙科机用根管锉 | /    | 混合装 25MM X1-X3 6支/板 | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36321 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 31MM X1 6支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36322 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 31MM X2 6支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36323 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 31MM X3 6支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36324 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 31MM X4 6支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36325 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 31MM X5 6支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36326 | 牙科机用根管锉 | /    | 混合装 31MM X1-X3 6支/板 | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36327 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 21MM X1 3支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36328 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 21MM X2 3支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36329 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 21MM X3 3支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36330 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 21MM X4 3支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36331 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 21MM X5 3支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格 | 产品型号                | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|-----------|---------|------|---------------------|--------------------------------------|------|
| QHZB36332 | 牙科机用根管锉 | /    | 混合装 21MM X1-X3 3支/板 | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36333 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 25MM X1 3支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36334 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 25MM X2 3支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36335 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 25MM X3 3支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36336 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 25MM X4 3支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36337 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 25MM X5 3支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36338 | 牙科机用根管锉 | /    | 混合装 25MM X1-X3 3支/板 | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36339 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 31MM X1 3支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36340 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 31MM X2 3支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36341 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 31MM X3 3支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36342 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 31MM X4 3支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36343 | 牙科机用根管锉 | /    | 成型锉 31MM X5 3支/板    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |

| 流水号       | 产品名称                    | 产品规格                                   | 产品型号                                                | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|-----------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| QHZN36344 | 牙科机用根管锉                 | /                                      | 混合装 31MM X1-X3 3支/板)                                | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36345 | 根管修复材料                  | /                                      | (粉1g/袋*5袋+液0.35g/瓶*6瓶)/盒                            | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36346 | 根管修复材料                  | /                                      | (粉1g/袋*2袋+液0.35g/瓶*3瓶)/盒                            | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36347 | 根管充填材料                  | 糊剂A: 3ml/管, 糊剂B: 3ml/管                 | AH PLUS                                             | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36348 | 氢氧化钙                    | /                                      | 标准包装, 象牙色<br>1*13g糊剂, 1*11g糊剂<br>(含催化剂)             | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36349 | 氢氧化钙                    | /                                      | 标准包装, 牙质色<br>1*13g糊剂, 1*11g糊剂<br>(催化剂)              | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36350 | 聚羧酸锌水门汀                 | 粉: 50g/瓶                               | POIy-F PLUS                                         | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36351 | 复合树脂                    | 子弹装: 0.25g/个                           | A1\$A2\$A3\$A3.5\$A4\$B1\$B2\$B3\$C2\$C3\$C4\$D3    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36352 | 复合树脂                    | 注射装: 4g/支                              | A1\$A2\$A3\$A3.5\$A4\$B1\$B2\$B3\$C2\$C3\$C4\$D3    | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36353 | 自酸蚀牙科粘合剂                | 1*2.5ml/盒\$1*5ml/盒\$3*5ml/盒\$1*3.5ml/盒 | Xeno V+                                             | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36354 | 流体树脂                    | 2x1.3g/盒                               | 色号: A1\$色号: A2\$色号: A3\$色号: A3.5\$色号: A4\$色号: B1\$色 | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZN36355 | 机用牙用锉ProTaper Universal | SX\$S1\$S2                             | 成型锉: 机用                                             | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |

| 流水号       | 产品名称                    | 产品规格                | 产品型号                              | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|-----------|-------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------|
| QHZB36356 | 机用牙用锉ProTaper Universal | F1\$F2\$F3\$F4\$F5  | 精修锉:机用                            | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36357 | 机用牙用锉ProTaper Universal | D1\$D2\$D3          | 再治疗牙锉:机用                          | 瑞士MAILLEFER INSTRUMNETS HOLDING SARL |      |
| QHZB36358 | 口外正畸牵引装置                | /                   | 颞兜(颞兜Ⅰ型、Ⅰ型Ⅱ型)                     | 杭州新亚齿科材料有限公司                         |      |
| QHZB36359 | 口外正畸牵引装置                | /                   | 头帽(高位牵引装置/高位头帽、下颌牵引装置、联合牵引装置、低位   | 杭州新亚齿科材料有限公司                         |      |
| QHZB36360 | 口外正畸牵引装置                | /                   | 前方牵引器(可调式前方牵引器、固定式前方牵引器、双杆式前方牵    | 杭州新亚齿科材料有限公司                         |      |
| QHZB36361 | 口外正畸牵引装置                | /                   | J形钩(J形钩重力Ⅰ型、J形钩重力Ⅱ型、J形钩轻力Ⅱ型(短钩、长  | 杭州新亚齿科材料有限公司                         |      |
| QHZB36362 | 陶瓷托槽                    | /                   | 普通标准型和自锁型                         | 杭州新亚齿科材料有限公司                         |      |
| QHZB36363 | 正畸带环                    | /                   | 光带型\$标准型方丝弓带环\$掀盖标准型直丝弓带环\$标准型滑动直 | 杭州新亚齿科材料有限公司                         |      |
| QHZB36364 | 正畸弹簧                    | (37#__55#)          | 分牙簧\$正轴簧\$扭轴簧\$拉簧\$腭杆             | 杭州新亚齿科材料有限公司                         |      |
| QHZB36365 | 正畸颊面管                   | /                   | 网底方丝弓颊面管\$网底直丝弓颊面管\$方丝弓颊面管\$直丝弓颊面 | 杭州新亚齿科材料有限公司                         |      |
| QHZB36366 | 正畸托槽                    | /                   | 直丝弓托槽\$方丝弓托槽\$Begg托槽              | 杭州新亚齿科材料有限公司                         |      |
| QHZB36367 | 牙科石膏                    | 1. 5kg/袋\$22. 5kg/袋 | /                                 | 德国Kulzer GmbH                        |      |



| 流水号       | 产品名称         | 产品规格                                                       | 产品型号                                                            | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| QHZB36368 | 齿科酸蚀剂        | 规格：2.5ml/支                                                 | Gluma Etch 35 Gel                                               | 德国Kulzer GmbH   |      |
| QHZB36369 | 合成树脂牙        | 11\$13\$15\$16\$17\$20\$21\$22\$23\$24\$25\$27\$30\$31\$39 | 贺利氏三层色合成树脂牙                                                     | 贺利氏古莎齿科有限公司     |      |
| QHZB36370 | 合成树脂牙        | 15\$17\$20\$21                                             | DENT2000 2000 型三层色合成树脂牙                                         | 贺利氏古莎齿科有限公司     |      |
| QHZB36371 | 合成树脂牙        | A2\$A3\$A3.5                                               | Beike贝壳                                                         | 贺利氏古莎齿科有限公司     |      |
| QHZB36372 | 合成树脂牙        | A2\$A3\$A3.5                                               | OPTOSTAR 四层色合成树脂牙                                               | 贺利氏古莎齿科有限公司     |      |
| QHZB36373 | 前牙，下前牙       | 前牙，下前牙                                                     | U22\$U25\$U33\$U34\$U37\$U38\$U67\$U70\$U74\$U86\$U88\$U90\$U92 | 贺利氏古莎齿科有限公司     |      |
| QHZB36374 | 后牙：上前牙       | 后牙：上前牙                                                     | 280\$300\$30K0\$340\$360\$K10\$K20                              | 贺利氏古莎齿科有限公司     |      |
| QHZB36375 | 后牙：下前牙       | 后牙：下前牙                                                     | 28U\$30U\$32U\$32KU\$34U\$36U\$K1U\$K2U                         | 贺利氏古莎齿科有限公司     |      |
| QHZB36376 | 脱敏剂          | 5ml                                                        | 5ml                                                             | 贺利氏古莎齿科有限公司     |      |
| QHZB36457 | 一次性使用血管切割闭合刀 | LF4318                                                     | LF4318                                                          | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB36458 | 造口旁疝聚酯补片     | 塑料                                                         | PCOPM15H35                                                      | 美国 Covidien llc |      |
| QHZB36459 | 造口旁疝聚酯补片     | 塑料                                                         | PCOPM15H50                                                      | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号       | 产品名称                   | 产品规格                                                      | 产品型号                                                                 | 生产企业                             | 挂网企业 |
|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| QHZB36460 | 造口旁疝聚酯补片               | 塑料                                                        | PCOPM15                                                              | 美国 Covidien llc                  |      |
| QHZB36461 | 造口旁疝聚酯补片               | 塑料                                                        | PCOPM20                                                              | 美国 Covidien llc                  |      |
| QHZB3657  | 医用诱导骨基质                | 2*2*3cm/盒                                                 | 骨性人工椎体（硬）                                                            | 上海骁博科技发展有限公司                     |      |
| QHZB3670  | PTA 球囊扩张导管             | 球囊，直径：2mm，长度：20mm\$<br>球囊，直径：2.5mm，长度：20mm\$球囊，直径：3mm，长度： | V142020\$V142040\$V142060\$V142080\$V1420100\$V142520\$V142540\$V14  | 美国Bard Peripheral Vascular， Inc. |      |
| QHZB3671  | Ultraverse014 超小球囊扩张导管 | 周围血管介入类/扩张球囊（直径≤4mm）；导管长度：100cm；球囊直径：1.5mm；球囊长度：          | U41001H2\$U41301H2\$U41501H2\$U41001H4\$U41301H4\$U41501H4\$U41001   | 美国Bard Peripheral Vascular， Inc. |      |
| QHZB3672  | Ultraverse014 超长球囊扩张导管 | 周围血管介入类/扩张球囊（4mm<直径<12mm）（球囊长度>20cm）；导管长度：100cm；球         | U4100522\$U4130522\$U4150522\$U4100530\$U4130530\$U4150530           | 美国Bard Peripheral Vascular， Inc. |      |
| QHZB3673  | Ultraverse014 球囊扩张导管   | 周围血管介入类/扩张球囊（4mm<直径<12mm）（球囊长度≤10cm）；导管长度：100cm；球         | U410052\$U413052\$U415052\$U410054\$U413054\$U415054\$U410058\$U413  | 美国Bard Peripheral Vascular， Inc. |      |
| QHZB3674  | Ultraverse014 长球囊扩张导管  | 周围血管介入类/扩张球囊（4mm<直径<12mm）（20cm≥球囊长度>10cm）；导管长度：100cm；球    | U4100512\$U4130512\$U4150512\$U4100515\$U4130515\$U4150515           | 美国Bard Peripheral Vascular， Inc. |      |
| QHZB3675  | Ultraverse018 超小球囊扩张导管 | 周围血管介入类/扩张球囊（直径≤4mm）；长度：300mm；直径：外径：2.0mm；内               | U87522\$U813022\$U815022\$U87524\$U89024\$U813024\$U815024\$U87526\$ | 美国Bard Peripheral Vascular， Inc. |      |
| QHZB3676  | Ultraverse018 超长球囊扩张导管 | 周围血管介入类/扩张球囊（4mm<直径<12mm）（球囊长度≥20cm）；长度：300mm；直径：         | U875522\$U8130522\$U8150522\$U875530\$U890530\$U8130530\$U8150530\$  | 美国Bard Peripheral Vascular， Inc. |      |
| QHZB3677  | Ultraverse018 球囊扩张导管   | 周围血管介入类/扩张球囊（4mm<直径<12mm）（球囊长度≤10cm）；长度：100mm；直径：         | U87552\$U813052\$U815052\$U87554\$U813054\$U815054\$U87556\$U813056  | 美国Bard Peripheral Vascular， Inc. |      |
| QHZB3678  | Ultraverse018 长球囊扩张导管  | 周围血管介入类/扩张球囊（4mm<直径<12mm）（20cm>球囊长度>10cm）；长度：150mm；直      | U875512\$U8130512\$U8150512\$U875515\$U8130515\$U8150515\$U875612\$  | 美国Bard Peripheral Vascular， Inc. |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格                                                                        | 产品型号                                                                | 生产企业                             | 挂网企业 |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|
| QHZB3679 | PTA 球囊扩张导管    | 周围血管介入类/扩张球囊（直径≤4mm）；导管长度40cm；球囊直径：3.0mm，球囊长度：                              | DR4032\$DR8032\$DR8034\$DR80310\$DR12032\$DR12034\$DR120310\$DR1353 | 美国Bard Peripheral Vascular， Inc. |      |
| QHZB3681 | 肝素涂层血管内覆膜支架系统 | 直径5-13mm，；长度：长度2.5-15cm；其他描述                                                | VBH050202W\$VBH050502W\$VBH060201W\$VBH060202W\$VBH060501W\$VBH06   | 美国W.L. Gore & Associates， Inc.   |      |
| QHZB3682 | 人造血管补片        | 6cm*75cm                                                                    | HEK06/75CP(1)                                                       | 法国InterVascular SAS              |      |
| QHZB3683 | 侧分叉人造血管       | 内径22*10mm，长度35cm*40cm                                                       | HEW2210BRIDGE<br>Hemabridge(侧分叉)                                    | 法国InterVascular SAS              |      |
| QHZB3684 | 人造血管          | 15cm\$30cm\$50cm                                                            | IGW0024-15;编织直型<br>\$IGW0026-15;编制直型<br>\$IGW0028-15 编织直型           | 法国InterVascular SAS              |      |
| QHZB3685 | 人造血管          | 长度50*30*30*30*30cm内径24*10*8*8*10mm\$长度50*30*30*30*30cm内径                    | HEWAA2410080810/1主动<br>动脉弓人造血管(四分叉)                                 | 法国InterVascular SAS              |      |
| QHZB3686 | 人造血管          | 内径8*8mm，远端长度20cm/35cm<br>支撑长度45cm/20cm，总长度85cm/55cm\$内径8*8mm，远端长            | IGKAX0808RS45/20编结<br>型腋动脉和双侧股动脉<br>\$IGKAX0808RS45/30编             | 法国InterVascular SAS              |      |
| QHZB3687 | 人造血管          | 内径6mm/7mm/8mm，近/远端长度25cm/15cm，支撑长度30cm，总长70cm                               | IGKUT0006RS30\$IGKUT0007RS30\$IGKUT0008RS30;编结超薄带径向支撑               | 法国InterVascular SAS              |      |
| QHZB3688 | 人造血管          | 内径24*10mm，长度35cm*40cm\$<br>内径26*10mm，长度35cm*40cm\$<br>内径28*10mm，长度35cm*40cm | HEW2210BRIDGE<br>Hemabridge(侧分叉)\$HEW2610BRIDGE                     | 法国InterVascular SAS              |      |
| QHZB3691 | 人工耳蜗植入体       | CS-10A                                                                      | CS-10A                                                              | 浙江诺尔康神经电子科技有限公司                  |      |
| QHZB3692 | 人工耳蜗言语处理器     | NSP-60A\$NSP-60B\$NSP-60C                                                   | NSP-60A\$NSP-60B\$NSP-60C                                           | 杭州诺尔康神经电子科技有限公司                  |      |
| QHZB3693 | 烧烫伤异种皮        | 2鼓\$3鼓\$4鼓\$5鼓\$6鼓\$7鼓\$8鼓                                                  | 2鼓\$3鼓\$4鼓\$5鼓\$6鼓\$7鼓\$8鼓                                          | 长沙达瑞奇实业有限公司                      |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格                                                                                           | 产品型号          | 生产企业                                          | 挂网企业 |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------|
| QHZB36994 | 中心静脉导管包     | 7Fr*20cm                                                                                       | CV-17702-E    | 美国Arrow International, Inc                    |      |
| QHZB3700  | 银离子创伤抗菌敷料   | 1.8*7.2cm\$2.2*7.2cm\$4*5cm\$5.5*7.5cm\$8*12cm\$9*10cm\$9*15cm\$9*20cm\$9*25cm\$9*30cm\$9*35cm | /             | 湖南安信医用高分子材料有限公司                               |      |
| QHZB37002 | 心排量及压力监测传感器 | 独立包装                                                                                           | MHD6          | 美国Edwards Lifesciences LLC                    |      |
| QHZB3704  | 动静脉穿刺针      | GR-6115E\$GR-6116E\$GR-6117E\$GR-6115EMG\$GR-6116EMG\$GR-6117EMG                               | /             | 泰国 Kawasumi Laboratories (Thailand) Co., Ltd. |      |
| QHZB37517 | 膨体聚四氟乙烯人工血管 | 无外支撑环                                                                                          | HV0602、HV0603 | 上海索康医用材料有限公司                                  |      |
| QHZB37518 | 膨体聚四氟乙烯人工血管 | 无外支撑环                                                                                          | HV0604、HV0802 | 上海索康医用材料有限公司                                  |      |
| QHZB37519 | 膨体聚四氟乙烯人工血管 | 无外支撑环                                                                                          | HV8003、HV0804 | 上海索康医用材料有限公司                                  |      |
| QHZB37520 | 膨体聚四氟乙烯人工血管 | 无外支撑环                                                                                          | HV1002、HV1003 | 上海索康医用材料有限公司                                  |      |
| QHZB37521 | 膨体聚四氟乙烯人工血管 | 无外支撑环                                                                                          | HV1004、HV1202 | 上海索康医用材料有限公司                                  |      |
| QHZB37522 | 膨体聚四氟乙烯人工血管 | 无外支撑环                                                                                          | HV1203、HV1204 | 上海索康医用材料有限公司                                  |      |
| QHZB37523 | 膨体聚四氟乙烯人工血管 | 无外支撑环                                                                                          | HV1402、HV1403 | 上海索康医用材料有限公司                                  |      |
| QHZB37524 | 膨体聚四氟乙烯人工血管 | 无外支撑环                                                                                          | HV1404、HV1602 | 上海索康医用材料有限公司                                  |      |

| 流水号       | 产品名称            | 产品规格  | 产品型号          | 生产企业         | 挂网企业 |
|-----------|-----------------|-------|---------------|--------------|------|
| QHZB37525 | 膨体聚四氟乙烯<br>人工血管 | 无外支撑环 | HV1603、HV1604 | 上海索康医用材料有限公司 |      |
| QHZB37526 | 膨体聚四氟乙烯<br>人工血管 | 无外支撑环 | HV1802、HV1803 | 上海索康医用材料有限公司 |      |
| QHZB37527 | 膨体聚四氟乙烯<br>人工血管 | 无外支撑环 | HV1804、HV2002 | 上海索康医用材料有限公司 |      |
| QHZB37528 | 膨体聚四氟乙烯<br>人工血管 | 无外支撑环 | HV2003、HV2004 | 上海索康医用材料有限公司 |      |
| QHZB37529 | 膨体聚四氟乙烯<br>人工血管 | 有外支撑环 | HH0602、HH0603 | 上海索康医用材料有限公司 |      |
| QHZB37530 | 膨体聚四氟乙烯<br>人工血管 | 有外支撑环 | HH8003、HH0804 | 上海索康医用材料有限公司 |      |
| QHZB37531 | 膨体聚四氟乙烯<br>人工血管 | 有外支撑环 | HH1002、HH1003 | 上海索康医用材料有限公司 |      |
| QHZB37532 | 膨体聚四氟乙烯<br>人工血管 | 有外支撑环 | HH1004、HH1202 | 上海索康医用材料有限公司 |      |
| QHZB37533 | 膨体聚四氟乙烯<br>人工血管 | 有外支撑环 | HH1203、HH1204 | 上海索康医用材料有限公司 |      |
| QHZB37534 | 膨体聚四氟乙烯<br>人工血管 | 有外支撑环 | HH1402、HH1403 | 上海索康医用材料有限公司 |      |
| QHZB37535 | 膨体聚四氟乙烯<br>人工血管 | 有外支撑环 | HH1404、HH1602 | 上海索康医用材料有限公司 |      |
| QHZB37536 | 膨体聚四氟乙烯<br>人工血管 | 有外支撑环 | HH1603、HH1604 | 上海索康医用材料有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格                                 | 产品型号               | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|-------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|------|
| QHZB37537 | 膨体聚四氟乙烯人工血管 | 有外支撑环                                | HH1802、HH1803      | 上海索康医用材料有限公司  |      |
| QHZB37538 | 膨体聚四氟乙烯人工血管 | 有外支撑环                                | HH1804、HH2002      | 上海索康医用材料有限公司  |      |
| QHZB37539 | 膨体聚四氟乙烯人工血管 | 有外支撑环                                | HH2003、HH2004      | 上海索康医用材料有限公司  |      |
| QHZB37540 | 玻璃离子水门汀     | 色号：1#色号：2#色号：3#                      | I 型（垫底和洞衬），        | 上海新世纪齿科材料有限公司 |      |
| QHZB37541 | 义齿基托树脂      | II 型， I 类(自凝型，粉和液)                   | II 型， I 类(自凝型，粉和液) | 上海新世纪齿科材料有限公司 |      |
| QHZB37542 | 义齿基托树脂      | I 型， I 类(热凝型，粉和液)                    | I 型， I 类(热凝型，粉和液)  | 上海新世纪齿科材料有限公司 |      |
| QHZB37543 | 造牙树脂        | I 型：热凝型(粉剂)                          | I 型：热凝型(粉剂)        | 上海新世纪齿科材料有限公司 |      |
| QHZB37544 | 造牙树脂        | II 型：自凝型(粉剂)                         | II 型：自凝型(粉剂)       | 上海新世纪齿科材料有限公司 |      |
| QHZB37556 | 氢氧化钙根管消毒材料  | 2.5g/瓶\$3g/瓶\$4g/瓶\$5g/瓶\$8.5g/瓶     | I 型(粉/液调和型)粉剂      | 武汉高登齿科材料有限公司  |      |
| QHZB37557 | 氢氧化钙根管消毒材料  | 3ml/瓶\$3.5ml/瓶\$5ml/瓶\$6ml/瓶\$10ml/瓶 | I 型(粉/液调和型)液型      | 武汉高登齿科材料有限公司  |      |
| QHZB37558 | 氢氧化钙根管消毒材料  | 1g/支\$2g/支\$3g/支\$5g/支\$10g/支        | II 型(糊剂型)          | 武汉高登齿科材料有限公司  |      |
| QHZB37559 | EDTA根管润滑剂   | 2ml/支\$3ml/支\$5ml/支\$10ml/支          | /                  | 武汉高登齿科材料有限公司  |      |

| 流水号       | 产品名称                      | 产品规格                                       | 产品型号                          | 生产企业                                       | 挂网企业         |
|-----------|---------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|--------------|
| QHZN37560 | 光固化正畸托槽粘接材料               | 3ml/瓶/支\$5ml/瓶/支\$8ml/瓶<br>\$10ml/瓶        | 酸蚀剂                           | 武汉高登齿科材料有限公司                               |              |
| QHZN37561 | 光固化正畸托槽粘接材料               | 1.5ml/瓶\$2ml/瓶\$3ml/瓶\$5ml/<br>瓶\$8ml/瓶    | 渗透剂                           | 武汉高登齿科材料有限公司                               |              |
| QHZN37562 | 光固化正畸托槽粘接材料               | 1.5g/支\$2g/支\$3g/支\$5g/支<br>\$8g/支         | 粘接剂                           | 武汉高登齿科材料有限公司                               |              |
| QHZN3758  | 硬性角膜接触镜                   | X0                                         | X0                            | 欧普康视科技股份有限公司                               |              |
| QHZN3759  | 角膜塑形用硬性透气接触镜              | X0                                         | X0                            | 欧普康视科技股份有限公司                               |              |
| QHZN38119 | 种植体配套用基台及附件               | /                                          | /                             | 韩国Neobiotech Co., Ltd                      |              |
| QHZN38121 | 一次性使用刻度活体取样钳              | /                                          | HE/K-I\$HE-K-II\$HE-K-<br>III | 江阴市惠尔医疗器械有限公司                              |              |
| QHZN38147 | 一次性使用包皮吻合器包               | 1.0\$1.3\$1.5\$1.7\$2.0\$2.5\$2.7\$<br>3.0 | 标准型                           | 广州熙福医疗器材有限公司                               | 广州熙福医疗器材有限公司 |
| QHZN38148 | 一次性使用包皮吻合器包               | 1.0\$1.3\$1.5\$1.7\$2.0\$2.5\$2.7\$<br>3.0 | 简易型                           | 广州熙福医疗器材有限公司                               | 广州熙福医疗器材有限公司 |
| QHZN38161 | 植入式心脏起搏器（商品<br>名：Vitalio） | /                                          | J274                          | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |              |
| QHZN38162 | 植入式心脏起搏器（商品<br>名：Vitalio） | /                                          | J273                          | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |              |
| QHZN38163 | 植入式心脏起搏器（商品<br>名：Vitalio） | /                                          | J272                          | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |              |

| 流水号       | 产品名称                           | 产品规格                                                                    | 产品型号                                                                 | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| QHQB38164 | 植入式心脏起搏器（商品名：Formio）           | /                                                                       | J278                                                                 | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |
| QHQB3834  | 角膜塑形用硬性透气接触镜（商品名：亨泰）           | 无                                                                       | 无                                                                    | 中国台湾 亨泰光学有限公司                              |      |
| QHQB38375 | PTA球囊扩张导管                      | 导管长度（50cm）                                                              | CQ5052\$CQ5054\$CQ5058\$CQ5062\$CQ5064\$CQ5068\$CQ5072\$CQ5074\$CQ50 | 美国Bard Peripheral Vascular, Inc            |      |
| QHQB38376 | PTA球囊扩张导管                      | 导管长度（75cm）                                                              | CQ7552\$CQ7554\$CQ7558\$CQ7562\$CQ7564\$CQ7568\$CQ7572\$CQ7574\$CQ75 | 美国Bard Peripheral Vascular, Inc            |      |
| QHQB38377 | PTA球囊扩张导管                      | 导管长度（120cm）                                                             | CQ12054\$CQ12062\$CQ12064\$CQ12072\$CQ12074\$CQ12082\$CQ12084\$CQ12  | 美国Bard Peripheral Vascular, Inc            |      |
| QHQB38379 | 皮下电极导入器                        | /                                                                       | 4711                                                                 | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |
| QHQB38383 | 植入式起搏电极导线                      | /                                                                       | 7640\$7641\$7642                                                     | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |
| QHQB3845  | 吻合器                            |                                                                         |                                                                      | 美国Covidien llc                             |      |
| QHQB3847  | 可吸收钉修补固定器                      | ABSTACK15\$ABSTACK30                                                    | /                                                                    | 美国Covidien llc                             |      |
| QHQB3860  | 角膜塑形用硬性透气接触镜                   | /                                                                       | /                                                                    | 日本株式会社アルファコーポレーション                         |      |
| QHQB3861  | 射频等离子电极/刀                      | PlasmaBlade 4.0\$PlasmaBlade 3.0S\$PlasmaBlade PLUS\$PlasmaBlade Needle | PS200-001\$PS200-040\$PS210-030S\$PS210-030P                         | 美国PEAK Surgical, Inc.                      |      |
| QHQB38626 | 松质骨螺钉<br>Cancellous Bone Screw | 松质骨螺钉                                                                   | 2030-6520-1\$2030-6525-1\$2030-6530-1\$2030-6535-1\$2030-            | 美国Howmedica Osteonics Corporation          |      |



| 流水号       | 产品名称                | 产品规格                                   | 产品型号                                                                     | 生产企业                                           | 挂网企业 |
|-----------|---------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| QHZN38627 | 球囊扩张导管              | /                                      | PDZ616\$PDZ617\$PDZ618\$PDZ619\$PDZ620\$PDZ621\$PDZ622\$PDZ623\$PDZ6     | 加拿大NuMED Canada, Inc. 纽迈德加拿大公司                 |      |
| QHZN38665 | 支撑导丝                | /                                      | 6667\$6668\$6669                                                         | 美国Boston Scientific Corporation<br>(美国波士顿科学公司) |      |
| QHZN38666 | 导引导管 Guide Catheter | /                                      | 7063\$7064\$7065\$7066\$7067\$7068\$7069\$7070\$7071\$7072\$7073\$7074\$ | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司)    |      |
| QHZN38667 | 静脉导丝                | /                                      | 7081                                                                     | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司)    |      |
| QHZN38684 | 颅颌面用接骨螺钉            | 自钻型颅骨皮质骨螺钉1.6, 加强十字头, 长 4mm, 4颗带夹包装    | 400.834.04C                                                              | 瑞士Synthes GmbH.                                |      |
| QHZN38685 | 颅颌面用接骨螺钉            | 自钻型颅骨皮质骨螺钉1.6, 加强十字头, 长 4mm, 4颗装, 灭菌包装 | 400.834.04S                                                              | 瑞士Synthes GmbH.                                |      |
| QHZN38686 | 颅颌面用接骨螺钉            | 自钻型颅骨皮质骨螺钉1.6, 加强十字头, 长 5 mm           | 400.835                                                                  | 瑞士Synthes GmbH.                                |      |
| QHZN38845 | 介入人工生物心脏瓣膜          | /                                      | CVM-AV 21\$CVM-AV 23\$CVM-AV 25\$CVM-AV 27\$CVM -AV 29                   | 上海杰骋医疗科技有限公司                                   |      |
| QHZN38846 | 经心尖介入器              | /                                      | TA-V 21~27\$TA-V 29                                                      | 上海杰骋医疗科技有限公司                                   |      |
| QHZN38871 | 外科生物补片              | 3.5*4                                  | /                                                                        | 北京佰仁医疗科技有限公司                                   |      |
| QHZN38872 | 外科生物补片              | 4.5*6                                  | /                                                                        | 北京佰仁医疗科技有限公司                                   |      |
| QHZN38873 | 外科生物补片              | 5.5*5                                  | /                                                                        | 北京佰仁医疗科技有限公司                                   |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格             | 产品型号       | 生产企业                                | 挂网企业 |
|-----------|-------------|------------------|------------|-------------------------------------|------|
| QHZB38874 | 外科生物补片      | 7. 5*7           | /          | 北京佰仁医疗科技有限公司                        |      |
| QHZB38875 | 外科生物补片      | 6. 5*6           | /          | 北京佰仁医疗科技有限公司                        |      |
| QHZB38876 | 外科生物补片      | 9. 5*12          | /          | 北京佰仁医疗科技有限公司                        |      |
| QHZB38877 | 外科生物补片      | 10. 5*10         | /          | 北京佰仁医疗科技有限公司                        |      |
| QHZB38878 | 外科生物补片      | 9. 5*12          | /          | 北京佰仁医疗科技有限公司                        |      |
| QHZB38974 | 冲吸式消融电极     | ZS-420-G1        | 直手柄系列 (ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38975 | 冲吸式消融电极     | ZS-280-Q1        | 直手柄系列 (ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38976 | 冲吸式消融电极     | ZS-280-G2        | 直手柄系列 (ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38977 | 冲吸式消融电极     | ZS-330-G2        | 直手柄系列 (ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38978 | 冲吸式消融电极     | ZS-420-G2        | 直手柄系列 (ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38979 | 冲吸式消融电极     | ZS-280-G3        | 直手柄系列 (ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB3898  | 一次性使用眼科手术用刀 | 长98mm宽1. 2mm， 直形 |            | 英国Beaver-Visitec International, Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格            | 产品型号      | 生产企业                                | 挂网企业 |
|-----------|-------------|-----------------|-----------|-------------------------------------|------|
| QHZB38980 | 冲吸式消融电极     | ZS-330-G3       | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38981 | 冲吸式消融电极     | ZS-420-G3       | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38982 | 冲吸式消融电极     | ZS-330-Q1       | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38983 | 冲吸式消融电极     | ZS-420-Q1       | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38984 | 冲吸式消融电极     | ZS-280-Q2       | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38985 | 冲吸式消融电极     | ZS-330-Q2       | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38986 | 冲吸式消融电极     | ZS-420-Q2       | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38987 | 冲吸式消融电极     | ZS-280-Q3       | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38988 | 冲吸式消融电极     | ZS-330-Q3       | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38989 | 冲吸式消融电极     | ZS-420-Q3       | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB3899  | 一次性使用眼科手术用刀 | 长18mm，宽2.8mm，直形 |           | 英国Beaver-Visitec International, Ltd |      |
| QHZB38990 | 冲吸式消融电极     | ZS-330-S1       | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格                             | 产品型号      | 生产企业                                | 挂网企业 |
|-----------|-------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|------|
| QHZB38991 | 冲吸式消融电极     | ZS-280-S1                        | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38992 | 冲吸式消融电极     | ZS-420-S1                        | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38993 | 冲吸式消融电极     | ZS-280-S2                        | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38994 | 冲吸式消融电极     | ZS-420-S2                        | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38995 | 冲吸式消融电极     | ZS-330-S2                        | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38996 | 冲吸式消融电极     | ZS-330-S3                        | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38997 | 冲吸式消融电极     | ZS-280-S3                        | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38998 | 冲吸式消融电极     | ZS-420-S3                        | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB38999 | 冲吸式消融电极     | ZS-280-Z                         | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB3900  | 一次性使用眼科手术用刀 | 未折叠部分10mm，弯折部分长8mm，弯折角40度，宽2.8mm |           | 英国Beaver-Visitec International, Ltd |      |
| QHZB39000 | 冲吸式消融电极     | ZS-420-Z                         | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39001 | 冲吸式消融电极     | ZS-330-Z                         | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格                     | 产品型号       | 生产企业                                | 挂网企业 |
|-----------|-------------|--------------------------|------------|-------------------------------------|------|
| QHZB39002 | 冲吸式消融电极     | WS-280-C1                | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39003 | 冲吸式消融电极     | WS-330-C1                | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39004 | 冲吸式消融电极     | WS-280-C2                | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39005 | 冲吸式消融电极     | WS-330-C2                | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39006 | 冲吸式消融电极     | WS-280-C3                | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39007 | 冲吸式消融电极     | WS-330-C3                | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39008 | 冲吸式消融电极     | WS-330-D1                | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39009 | 冲吸式消融电极     | WS-280-D2                | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB3901  | 一次性使用眼科手术用刀 | 未折长10m，弯折长8mm，角度40度，宽3mm |            | 英国Beaver-Visitec International, Ltd |      |
| QHZB39010 | 冲吸式消融电极     | WS-280-D1                | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39011 | 冲吸式消融电极     | WS-330-D2                | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39012 | 冲吸式消融电极     | WS-280-D3                | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格                       | 产品型号       | 生产企业                                | 挂网企业 |
|-----------|-------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|------|
| QHZB39013 | 冲吸式消融电极     | WS-330-D3                  | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39014 | 冲吸式消融电极     | WS-280-G1                  | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39015 | 冲吸式消融电极     | WS-330-G1                  | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39016 | 冲吸式消融电极     | WS-280-G2                  | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39017 | 冲吸式消融电极     | WS-330-G3                  | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39018 | 冲吸式消融电极     | WS-330-G2                  | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39019 | 冲吸式消融电极     | WS-280-G3                  | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB3902  | 一次性使用眼科手术用刀 | 未折长10m，弯折长8mm，角度40度，宽3.2mm |            | 英国Beaver-Visitec International, Ltd |      |
| QHZB39020 | 冲吸式消融电极     | WS-280-Q1                  | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39021 | 冲吸式消融电极     | WS-330-Q1                  | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39022 | 冲吸式消融电极     | WS-280-Q2                  | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39023 | 冲吸式消融电极     | WS-330-Q2                  | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格                       | 产品型号       | 生产企业                                | 挂网企业 |
|-----------|-------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|------|
| QHZB39024 | 冲吸式消融电极     | WS-280-Q3                  | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39025 | 冲吸式消融电极     | WS-330-Q3                  | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39026 | 冲吸式消融电极     | WS-280-S1                  | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39027 | 冲吸式消融电极     | WS-330-S1                  | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39028 | 冲吸式消融电极     | WS-330-S2                  | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39029 | 冲吸式消融电极     | WS-280-S3                  | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB3903  | 一次性使用眼科手术用刀 | 未折长10m，弯折长8mm，角度40度，宽5.2mm |            | 英国Beaver-Visitec International, Ltd |      |
| QHZB39030 | 冲吸式消融电极     | WS-280-S2                  | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39031 | 冲吸式消融电极     | WS-330-S3                  | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39032 | 冲吸式消融电极     | WS-280-Z                   | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39033 | 冲吸式消融电极     | WS-330-Z                   | 弯手柄系列 (WS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39034 | 冲吸式消融电极     | ZS-280-C1                  | 直手柄系列 (ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格                             | 产品型号      | 生产企业                                | 挂网企业 |
|-----------|-------------|----------------------------------|-----------|-------------------------------------|------|
| QHZB39035 | 冲吸式消融电极     | ZS-330-C1                        | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39036 | 冲吸式消融电极     | ZS-420-C1                        | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39037 | 冲吸式消融电极     | ZS-280-C2                        | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39038 | 冲吸式消融电极     | ZS-330-C2                        | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39039 | 冲吸式消融电极     | ZS-420-C2                        | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB3904  | 一次性使用眼科手术用刀 | 未折长14.5m, 弯折长3mm, 角度60度, 宽2.25mm |           | 英国Beaver-Visitec International, Ltd |      |
| QHZB39040 | 冲吸式消融电极     | ZS-330-C3                        | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39041 | 冲吸式消融电极     | ZS-280-D1                        | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39042 | 冲吸式消融电极     | ZS-280-C3                        | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39043 | 冲吸式消融电极     | ZS-420-C3                        | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39044 | 冲吸式消融电极     | ZS-330-D1                        | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39045 | 冲吸式消融电极     | ZS-420-D1                        | 直手柄系列(ZS) | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |



| 流水号       | 产品名称        | 产品规格                           | 产品型号           | 生产企业                                | 挂网企业 |
|-----------|-------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|------|
| QHZB39046 | 冲吸式消融电极     | ZS-280-D2                      | 直手柄系列(ZS)      | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39047 | 冲吸式消融电极     | ZS-330-D2                      | 直手柄系列(ZS)      | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39048 | 冲吸式消融电极     | ZS-420-D2                      | 直手柄系列(ZS)      | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39049 | 冲吸式消融电极     | ZS-280-D3                      | 直手柄系列(ZS)      | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB3905  | 一次性使用眼科手术用刀 | 长17.5mm，宽2.25mm，直形             |                | 英国Beaver-Visitec International, Ltd |      |
| QHZB39050 | 冲吸式消融电极     | ZS-330-D3                      | 直手柄系列(ZS)      | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39051 | 冲吸式消融电极     | ZS-420-D3                      | 直手柄系列(ZS)      | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39052 | 冲吸式消融电极     | ZS-280-G1                      | 直手柄系列(ZS)      | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB39053 | 冲吸式消融电极     | ZS-330-G1                      | 直手柄系列(ZS)      | 广东弘和医疗器械制造有限公司                      |      |
| QHZB3906  | 一次性使用眼科手术用刀 | 未折长11.5mm，弯折长6mm，角度60度，宽2.25mm |                | 英国Beaver-Visitec International, Ltd |      |
| QHZB3907  | 一次性使用眼科手术用刀 | 长18mm，宽2.25mm，直形               |                | 英国Beaver-Visitec International, Ltd |      |
| QHZB3908  | 一次性使用眼科手术用刀 | 未折长12mm，弯折长6mm，角度60度，宽2.25mm   | 581118\$581119 | 英国Beaver-Visitec International, Ltd |      |

| 流水号       | 产品名称            | 产品规格                                                                                           | 产品型号                 | 生产企业                                                                 | 挂网企业 |
|-----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| QHZB3909  | 一次性使用眼科手术用刀     | 未折长10mm, 弯折长8mm, 角度40度, 宽3.5mm                                                                 |                      | 英国Beaver-Visitec International, Ltd                                  |      |
| QHZB3916  | 导丝(商品名: 导丝)     | 28150\$32150\$38150\$45150                                                                     | ST\$VLG\$VLA         | 德国 uroVision Gesellschaft für medizinischen Technologie-Transfer mbH |      |
| QHZB3917  | 耻骨上膀胱造瘘套件       | F14\$F16                                                                                       | SV-201040\$SV-301040 | 德国 uroVision Gesellschaft für medizinischen Technologie-Transfer mbH |      |
| QHZB3921  | 骨牵引针I型(皮质骨固定针)  | 2.5*250\$30*60\$40*80\$40*100\$50*130\$50*160\$60*130\$60*160                                  | /                    | 江西贝诺通医疗器械有限公司                                                        |      |
| QHZB3922  | 骨牵引针II型(松质骨固定针) | 2.5*250\$30*60\$40*80\$40*100\$50*130\$50*160\$60*130\$60*160                                  | /                    | 江西贝诺通医疗器械有限公司                                                        |      |
| QHZB3923  | 骨牵引针II型(克氏针)    | 0.8*250\$1.0*250\$1.5*250\$2.0*250\$2.5*250\$3.0*250\$3.5*250\$4.0*250\$4.5*250\$5.0*250\$5.5* | /                    | 江西贝诺通医疗器械有限公司                                                        |      |
| QHZB39353 | 中空纤维透析器         | TS-1.3S                                                                                        | TS-1.3S              | 日本东丽株式会社                                                             |      |
| QHZB39354 | 中空纤维透析器         | TS-1.6SL                                                                                       | TS-1.6SL             | 日本东丽株式会社                                                             |      |
| QHZB39355 | 中空纤维透析器         | TS-1.8SL                                                                                       | TS-1.8SL             | 日本东丽株式会社                                                             |      |
| QHZB39356 | 中空纤维透析器         | TS-1.3U                                                                                        | TS-1.3U              | 日本东丽株式会社                                                             |      |
| QHZB39357 | 中空纤维透析器         | TS-1.6UL                                                                                       | TS-1.6UL             | 日本东丽株式会社                                                             |      |
| QHZB39358 | 中空纤维透析器         | TS-1.8UL                                                                                       | TS-1.8UL             | 日本东丽株式会社                                                             |      |

| 流水号       | 产品名称               | 产品规格                                                                      | 产品型号              | 生产企业                           | 挂网企业 |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------|
| QHZB3940  | 融合器(商品名: Fidji颈椎笼) | FIDJI CERVICAL CAGE<br>12x15x4.5\$FIDJI CERVICAL<br>CAGE 12x15x5.3\$FIDJI | /                 | 法国 Zimmer Spine                |      |
| QHZB3981  | 椎体支柱块              | 8*26*22\$9*26*22\$10*26*22\$11*<br>26*24                                  | /                 | 全合生医科技股份有限公司                   |      |
| QHZB40701 | 半导体激光治疗仪           | MULTIDIODE SST200                                                         | MULTIDIODE SST200 | 西班牙INTERMEDIC ARFRAN S. A.     |      |
| QHZB40702 | 矫正器                | /                                                                         | T4K\$T4A\$T4B     | 澳大利亚Myofunctional Research Co. |      |
| QHZB40703 | 矫正器                | /                                                                         | K1\$K2\$I3N\$I3   | 澳大利亚Myofunctional Research Co. |      |
| QHZB40704 | 钬(Ho:YAG)激光手术系统    | AURIGA XL/4007                                                            | 6452              | 德国StarMedTec GmbH              |      |
| QHZB40705 | 钬(Ho:YAG)激光手术系统    | AURIGA XL/4007                                                            | 6454              | 德国StarMedTec GmbH              |      |
| QHZB40706 | 钬(Ho:YAG)激光手术系统    | AURIGA XL/4007                                                            | 6464              | 德国StarMedTec GmbH              |      |
| QHZB40764 | 正畸弹簧               | CS-12                                                                     | CS-12             | 北京圣玛特科技有限公司                    |      |
| QHZB40765 | 铸造支架可摘局部义齿         | X光片                                                                       | X光片               | 成都登特牙科技技术开发有限公司                |      |
| QHZB40766 | 金属合金铸造烤瓷冠/桥        | 备牙                                                                        | 备牙                | 成都登特牙科技技术开发有限公司                |      |
| QHZB40767 | 金属合金铸造烤瓷冠/桥        | 标准模相关牙                                                                    | 标准模相关牙            | 成都登特牙科技技术开发有限公司                |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|-------------|------------|------------|----------------|------|
| QHZN40768 | 金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 标准模型       | 标准模型       | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZN40769 | 切削全瓷冠/桥     | 彩瓷前牙全锆冠    | 彩瓷前牙全锆冠    | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZN40770 | 附着体支架可摘局部义齿 | 插销式附着体     | 插销式附着体     | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZN40771 | 铸造支架可摘局部义齿  | 充胶牙        | 充胶牙        | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZN40772 | 铸造支架可摘局部义齿  | 纯钛钢托（大）    | 纯钛钢托（大）    | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZN40773 | 铸造支架可摘局部义齿  | 纯钛钢托（上）    | 纯钛钢托（上）    | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZN40774 | 铸造支架可摘局部义齿  | 纯钛钢托（下）    | 纯钛钢托（下）    | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZN40775 | 金属合金切削烤瓷冠/桥 | 纯钛饰面瓷      | 纯钛饰面瓷      | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZN40776 | 铸造支架可摘局部义齿  | 纯钛支架接金面、钢牙 | 纯钛支架接金面、钢牙 | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZN40777 | 切削全瓷冠/桥     | 瓷优健锂瓷      | 瓷优健锂瓷      | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZN40778 | 切削全瓷冠/桥     | 瓷优健锂瓷全冠    | 瓷优健锂瓷全冠    | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZN40779 | 切削全瓷冠/桥     | 瓷优健全锆冠     | 瓷优健全锆冠     | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称          | 产品规格           | 产品型号           | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|---------------|----------------|----------------|----------------|------|
| QHZB40780 | 切削全瓷冠/桥       | 瓷优健全冠          | 瓷优健全冠          | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40781 | 附着体支架可摘局部义齿   | 磁性附着体          | 磁性附着体          | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40782 | 金属合金激光熔融烤瓷冠/桥 | 大师饰面瓷          | 大师饰面瓷          | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40783 | 树脂基托可摘局部义齿    | 弹性基托           | 弹性基托           | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40784 | 树脂基托可摘局部义齿    | 弹性基托/大         | 弹性基托/大         | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40785 | 金属合金激光熔融烤瓷冠/桥 | 德贝尔云激光生物瓷牙     | 德贝尔云激光生物瓷牙     | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40786 | 金属合金激光熔融冠/桥   | 德贝尔云激光生物钢牙     | 德贝尔云激光生物钢牙     | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40787 | 切削全瓷冠/桥       | 德瓷美学锆瓷牙        | 德瓷美学锆瓷牙        | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40788 | 切削全瓷冠/桥       | 德瓷美学全锆冠        | 德瓷美学全锆冠        | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40789 | 树脂基托可摘局部义齿    | 德国3D瓷化树脂牙      | 德国3D瓷化树脂牙      | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40790 | 树脂基托可摘局部义齿    | 德国3D瓷化树脂牙/基价   | 德国3D瓷化树脂牙/基价   | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40791 | 激光熔融支架可摘局部义齿  | 德国BPD完美激光支架（大） | 德国BPD完美激光支架（大） | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|--------------|---------------------|---------------------|----------------|------|
| QHZB40792 | 激光熔融支架可摘局部义齿 | 德国BPD完美激光支架（上）      | 德国BPD完美激光支架（上）      | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40793 | 激光熔融支架可摘局部义齿 | 德国BPD完美激光支架（下）      | 德国BPD完美激光支架（下）      | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40794 | 铸造支架可摘局部义齿   | 德国BPD完美支架（大）        | 德国BPD完美支架（大）        | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40795 | 铸造支架可摘局部义齿   | 德国BPD完美支架（上）        | 德国BPD完美支架（上）        | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40796 | 铸造支架可摘局部义齿   | 德国BPD完美支架（下）        | 德国BPD完美支架（下）        | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40797 | 切削全瓷冠/桥      | 德国Lava氧化锆全锆冠        | 德国Lava氧化锆全锆冠        | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40798 | 切削全瓷冠/桥      | 德国Lava氧化锆全冠         | 德国Lava氧化锆全冠         | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40799 | 切削全瓷冠/桥      | 德国变色龙瓷（Bego BeCe）   | 德国变色龙瓷（Bego BeCe）   | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40800 | 切削全瓷冠/桥      | 德国变色龙瓷（Bego BeCe）全冠 | 德国变色龙瓷（Bego BeCe）全冠 | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40801 | 切削全瓷贴面/嵌体    | 德国玻璃陶瓷嵌体            | 德国玻璃陶瓷嵌体            | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40802 | 切削全瓷冠/桥      | 德国玻璃陶瓷全冠            | 德国玻璃陶瓷全冠            | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40803 | 金属合金激光熔融冠/桥  | 德国登贝尔激光钢牙           | 德国登贝尔激光钢牙           | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称          | 产品规格        | 产品型号            | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|---------------|-------------|-----------------|----------------|------|
| QHZB40804 | 金属合金激光熔融烤瓷冠/桥 | 德国登贝尔激光烤瓷牙  | 德国登贝尔激光烤瓷牙      | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40805 | 切削全瓷冠/桥       | 德国锆种植桥架余牙   | 德国锆种植桥架余牙       | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40806 | 金属合金切削烤瓷冠/桥   | 德国杰尔数码纯钛瓷牙  | 德国杰尔数码纯钛瓷牙      | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40807 | 金属合金切削烤瓷冠/桥   | 德国杰尔数码纯钛钢牙  | 德国杰尔数码纯钛钢牙      | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40808 | 激光熔融支架可摘局部义齿  | 德国拉丝美激光钢托/大 | 德国拉丝美激光钢托/<br>大 | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40809 | 激光熔融支架可摘局部义齿  | 德国拉丝美激光钢托/小 | 德国拉丝美激光钢托/<br>小 | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40810 | 激光熔融支架可摘局部义齿  | 德国拉丝美激光钢托/中 | 德国拉丝美激光钢托/<br>中 | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40811 | 铸造支架可摘局部义齿    | 德国威娜高弹钢托（大） | 德国威娜高弹钢托<br>（大） | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40812 | 铸造支架可摘局部义齿    | 德国威娜高弹钢托（上） | 德国威娜高弹钢托<br>（上） | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40813 | 铸造支架可摘局部义齿    | 德国威娜高弹钢托（下） | 德国威娜高弹钢托<br>（下） | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40814 | 金属合金铸造烤瓷冠/桥   | 德国威娜生物瓷牙    | 德国威娜生物瓷牙        | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40815 | 金属合金铸造烤瓷冠/桥   | 德国威娜生物瓷牙    | 德国威娜生物瓷牙        | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称          | 产品规格          | 产品型号          | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|----------------|------|
| QHZB40816 | 金属合金铸造冠/桥     | 德国威娜生物钢牙      | 德国威娜生物钢牙      | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40817 | 金属合金激光熔融烤瓷冠/桥 | 德国云计算义齿       | 德国云计算义齿       | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40818 | 金属合金激光熔融冠/桥   | 德国云钛激光钢冠      | 德国云钛激光钢冠      | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40819 | 金属合金激光熔融冠/桥   | 德国云钛激光生物瓷牙    | 德国云钛激光生物瓷牙    | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40820 | 激光熔融支架可摘局部义齿  | 德国云钛激光生物支架（大） | 德国云钛激光生物支架（大） | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40821 | 激光熔融支架可摘局部义齿  | 德国云钛激光生物支架（上） | 德国云钛激光生物支架（上） | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40822 | 激光熔融支架可摘局部义齿  | 德国云钛激光生物支架（下） | 德国云钛激光生物支架（下） | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40823 | 树脂基托可摘局部义齿    | 放射导板（半口）      | 放射导板（半口）      | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40824 | 附着体支架可摘局部义齿   | 附着体帽          | 附着体帽          | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40825 | 附着体支架可摘局部义齿   | 附着体牙          | 附着体牙          | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40826 | 弯制支架可摘局部义齿    | 钢排遮色          | 钢排遮色          | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40827 | 切削全瓷冠/桥       | 锆冠饰面瓷         | 锆冠饰面瓷         | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |



| 流水号       | 产品名称         | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|--------------|--------------|--------------|----------------|------|
| QHZB40828 | 切削全瓷冠/桥      | 锆遮色          | 锆遮色          | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40829 | 附着体支架可摘局部义齿  | 沟槽式附着体       | 沟槽式附着体       | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40830 | 树脂基托总义齿      | 颌托/个别托盘/试颌板  | 颌托/个别托盘/试颌板  | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40831 | 树脂基托可摘局部义齿   | 贺利氏牙         | 贺利氏牙         | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40832 | 贵金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 黄金合金金属冠      | 黄金合金金属冠      | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40833 | 贵金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 黄金合金金属冠（缺失牙） | 黄金合金金属冠（缺失牙） | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40834 | 贵金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 黄金合金烤瓷牙（后牙）  | 黄金合金烤瓷牙（后牙）  | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40835 | 贵金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 黄金合金烤瓷牙（前牙）  | 黄金合金烤瓷牙（前牙）  | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40836 | 贵金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 黄金合金烤瓷牙（缺失牙） | 黄金合金烤瓷牙（缺失牙） | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40837 | 弯制支架可摘局部义齿   | 基托           | 基托           | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40838 | 金属合金铸造烤瓷冠/桥  | 加肩台瓷         | 加肩台瓷         | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40839 | 附着体支架可摘局部义齿  | 加悬锁附件大       | 加悬锁附件大       | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|--------------|-----------|-----------|----------------|------|
| QHZB40840 | 附着体支架可摘局部义齿  | 加悬锁附件小    | 加悬锁附件小    | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40841 | 铸造支架可摘局部义齿   | 加牙钢托接补    | 加牙钢托接补    | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40842 | 弯制支架可摘局部义齿   | 加牙胶托接补    | 加牙胶托接补    | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40843 | 金属合金切削烤瓷冠/桥  | 角度转移复合基台  | 角度转移复合基台  | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40844 | 铸造支架可摘局部义齿   | 接金属颌面、钢牙  | 接金属颌面、钢牙  | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40845 | 贵金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 金沉积底冠     | 金沉积底冠     | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40846 | 铸造支架可摘局部义齿   | 金属连杆（每牙位） | 金属连杆（每牙位） | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40847 | 附着体支架可摘局部义齿  | 烤塑        | 烤塑        | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40848 | 金属合金铸造烤瓷冠/桥  | 蜡冠        | 蜡冠        | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40849 | 切削全瓷冠/桥      | 亮瓷氧化锆全锆冠  | 亮瓷氧化锆全锆冠  | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40850 | 切削全瓷冠/桥      | 亮瓷氧化锆全冠   | 亮瓷氧化锆全冠   | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40851 | 切削全瓷冠/桥      | 临床戴牙      | 临床戴牙      | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格          | 产品型号          | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|--------------|---------------|---------------|----------------|------|
| QHZB40852 | 树脂基托可摘局部义齿   | 美国不碎胶基托       | 美国不碎胶基托       | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40853 | 切削全瓷冠/桥      | 纳米锆瓷          | 纳米锆瓷          | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40854 | 金属合金铸造烤瓷冠/桥  | 纳米饰面瓷         | 纳米饰面瓷         | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40855 | 贵金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 钯金合金（按每克称重计算） | 钯金合金（按每克称重计算） | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40856 | 贵金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 钯金合金（按每克称重计算） | 钯金合金（按每克称重计算） | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40857 | 贵金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 钯金合金（按每克称重计算） | 钯金合金（按每克称重计算） | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40858 | 贵金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 钯金合金金属冠       | 钯金合金金属冠       | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40859 | 贵金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 钯金合金金属冠（缺失牙）  | 钯金合金金属冠（缺失牙）  | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40860 | 贵金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 钯金合金烤瓷牙（后牙）   | 钯金合金烤瓷牙（后牙）   | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40861 | 贵金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 钯金合金烤瓷牙（前牙）   | 钯金合金烤瓷牙（前牙）   | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40862 | 贵金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 钯金合金烤瓷牙（缺失牙）  | 钯金合金烤瓷牙（缺失牙）  | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40863 | 金属合金铸造烤瓷冠/桥  | 普通饰面瓷         | 普通饰面瓷         | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格               | 产品型号               | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|-------------|--------------------|--------------------|----------------|------|
| QHZB40864 | 附着体支架可摘局部义齿 | 球帽式附着体             | 球帽式附着体             | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40865 | 树脂基托可摘局部义齿  | 日本高档塑钢牙            | 日本高档塑钢牙            | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40866 | 树脂基托可摘局部义齿  | 日本高档塑钢牙/基价         | 日本高档塑钢牙/基价         | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40867 | 切削全瓷冠/桥     | 瑞典瓷（Procera）（彩色）单冠 | 瑞典瓷（Procera）（彩色）单冠 | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40868 | 切削全瓷冠/桥     | 瑞典瓷（Procera）（彩色）联冠 | 瑞典瓷（Procera）（彩色）联冠 | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40869 | 切削全瓷冠/桥     | 瑞典瓷全锆冠             | 瑞典瓷全锆冠             | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40870 | 切削全瓷冠/桥     | 瑞典瓷全锆联冠            | 瑞典瓷全锆联冠            | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40871 | 切削全瓷冠/桥     | 瑞典瓷氧化锆种植桥架（一段式）    | 瑞典瓷氧化锆种植桥架（一段式）    | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40872 | 树脂基托可摘局部义齿  | 山八牙                | 山八牙                | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40873 | 树脂基托可摘局部义齿  | 山八硬质牙              | 山八硬质牙              | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40874 | 树脂基托可摘局部义齿  | 石膏夹板（半口）           | 石膏夹板（半口）           | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40875 | 树脂基托可摘局部义齿  | 树脂夹板（半口）           | 树脂夹板（半口）           | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格             | 产品型号             | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|-------------|------------------|------------------|----------------|------|
| QHZB40876 | 金属合金激光熔融冠/桥 | 数码插销桩（钴铬ZBL模）    | 数码插销桩（钴铬ZBL模）    | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40877 | 金属合金切削烤瓷冠/桥 | 数码纯钛种植桥架         | 数码纯钛种植桥架         | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40878 | 金属合金切削烤瓷冠/桥 | 数码瑞典瓷纯钛种植桥架（一段式） | 数码瑞典瓷纯钛种植桥架（一段式） | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40879 | 金属合金切削烤瓷冠/桥 | 数码钛种植桥架余牙        | 数码钛种植桥架余牙        | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40880 | 金属合金激光熔融冠/桥 | 数码自带桩（钴铬ZBL）     | 数码自带桩（钴铬ZBL）     | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40881 | 附着体支架可摘局部义齿 | 太极扣              | 太极扣              | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40882 | 附着体支架可摘局部义齿 | 套筒冠              | 套筒冠              | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40883 | 附着体支架可摘局部义齿 | 套筒冠防脱附件          | 套筒冠防脱附件          | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40884 | 金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 特殊色              | 特殊色              | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40885 | 弯制支架可摘局部义齿  | 透明卡环             | 透明卡环             | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40886 | 弯制支架可摘局部义齿  | 弯钢丝              | 弯钢丝              | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40887 | 金属合金激光熔融冠/桥 | 无铍无镍钢牙           | 无铍无镍钢牙           | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|-------------|--------------|--------------|----------------|------|
| QHZB40888 | 树脂基托总义齿     | 吸盘           | 吸盘           | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40889 | 切削全瓷冠/桥     | 氧化锆种植桥架（一段式） | 氧化锆种植桥架（一段式） | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40890 | 切削全瓷冠/桥     | 易美全瓷         | 易美全瓷         | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40891 | 切削全瓷冠/桥     | 玉瓷后牙全锆冠      | 玉瓷后牙全锆冠      | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40892 | 切削全瓷冠/桥     | 玉瓷前牙全锆冠      | 玉瓷前牙全锆冠      | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40893 | 金属合金铸造烤瓷冠/桥 | 原模           | 原模           | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40894 | 切削全瓷冠/桥     | 云锆彩瓷全锆冠      | 云锆彩瓷全锆冠      | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40895 | 切削全瓷冠/桥     | 云锆特力冠锆瓷牙     | 云锆特力冠锆瓷牙     | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40896 | 切削全瓷冠/桥     | 云锆特力冠全锆冠     | 云锆特力冠全锆冠     | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40897 | 切削全瓷贴面/嵌体   | 云美贴面         | 云美贴面         | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40898 | 切削全瓷冠/桥     | 臻瓷全锆冠        | 臻瓷全锆冠        | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40899 | 切削全瓷冠/桥     | 臻瓷全冠         | 臻瓷全冠         | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格             | 产品型号             | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|-------------|------------------|------------------|----------------|------|
| QHZB40900 | 树脂基托总义齿     | 中空托              | 中空托              | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40901 | 金属合金切削烤瓷冠/桥 | 种植Base           | 种植Base           | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40902 | 金属合金切削烤瓷冠/桥 | 种植杆卡附着体          | 种植杆卡附着体          | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40903 | 金属合金切削烤瓷冠/桥 | 种植杆卡附着体（瑞典瓷）     | 种植杆卡附着体（瑞典瓷）     | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40904 | 切削全瓷冠/桥     | 种植基台定位器（每牙位）     | 种植基台定位器（每牙位）     | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40905 | 切削全瓷冠/桥     | 种植临时冠（自凝树脂牙）     | 种植临时冠（自凝树脂牙）     | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40906 | 金属合金切削烤瓷冠/桥 | 种植临时基台           | 种植临时基台           | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40907 | 切削全瓷冠/桥     | 种植桥架切削临时冠        | 种植桥架切削临时冠        | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40908 | 树脂基托可摘局部义齿  | 种植桥临时冠（排牙）       | 种植桥临时冠（排牙）       | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40909 | 金属合金切削烤瓷冠/桥 | 种植桥螺丝            | 种植桥螺丝            | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40910 | 金属合金切削烤瓷冠/桥 | 种植桥螺丝（瑞典瓷）       | 种植桥螺丝（瑞典瓷）       | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |
| QHZB40911 | 金属合金切削烤瓷冠/桥 | 种植切削杆卡一段式螺丝固位（副） | 种植切削杆卡一段式螺丝固位（副） | 成都登特牙科技术开发有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格                       | 产品型号                           | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|--------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|------|
| QHZB40912 | 金属合金切削烤瓷冠/桥  | 种植切削杆卡一段式螺丝固位<br>(瑞典瓷每植体位) | 种植切削杆卡一段式螺<br>丝固位(瑞典瓷每植体<br>位) | 成都登特牙科技术开发有限公司  |      |
| QHZB40913 | 激光熔融支架可摘局部义齿 | 种植体连杆                      | 种植体连杆                          | 成都登特牙科技术开发有限公司  |      |
| QHZB40914 | 金属合金切削烤瓷冠/桥  | 种植牙(成品实心基台)                | 种植牙(成品实心基<br>台)                | 成都登特牙科技术开发有限公司  |      |
| QHZB40915 | 金属合金切削烤瓷冠/桥  | 种植牙(成品粘接固位基台)              | 种植牙(成品粘接固位<br>基台)              | 成都登特牙科技术开发有限公司  |      |
| QHZB40916 | 金属合金切削烤瓷冠/桥  | 种植牙(石膏基台)                  | 种植牙(石膏基台)                      | 成都登特牙科技术开发有限公司  |      |
| QHZB40917 | 铸造支架可摘局部义齿   | 铸造卡环、支托                    | 铸造卡环、支托                        | 成都登特牙科技术开发有限公司  |      |
| QHZB40918 | 树脂基托可摘局部义齿   | 自带牙                        | 自带牙                            | 成都登特牙科技术开发有限公司  |      |
| QHZB40928 | 个人专用高速涡轮牙钻手机 | TX-122                     | TX-122                         | 佛山市彤鑫医疗器材股份有限公司 |      |
| QHZB40929 | 口外正畸牵引装置     | 前方牵引器                      | 前方牵引器                          | 杭州爱丽思口腔医疗器材有限公司 |      |
| QHZB40930 | 螺旋扩弓器        | 支架型                        | 支架型                            | 杭州爱丽思口腔医疗器材有限公司 |      |
| QHZB40931 | 游离牵引钩        | 通用型. 游离止扣                  | 通用型. 游离止扣                      | 杭州爱丽思口腔医疗器材有限公司 |      |
| QHZB40932 | 正畸颊面管        | 直丝弓颊面管                     | 直丝弓颊面管                         | 杭州爱丽思口腔医疗器材有限公司 |      |



| 流水号       | 产品名称   | 产品规格                | 产品型号          | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|--------|---------------------|---------------|-----------------|------|
| QHZB40933 | 代型材料   | 1.5                 | 1.5           | 杭州爱丽思口腔医疗器材有限公司 |      |
| QHZB41023 | 正畸弹性体  | 正畸结扎圈               | 正畸结扎圈         | 杭州旭飞医疗器械有限公司    |      |
| QHZB41273 | 闭窗式印模帽 | Φ4.8×L4.5           | 通用型           | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41274 | 愈合基台   | Φ4.0 x Gh1.5 x h1.5 | CW-M-HN-4015  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41275 | 愈合基台   | Φ4.0 x Gh1.5 x h3.0 | CW-M-HN-4015H | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41276 | 愈合基台   | Φ4.0 x Gh3.0 x h1.5 | CW-M-HN-4030  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41277 | 愈合基台   | Φ4.0 x Gh3.0 x h3.0 | CW-M-HN-4030H | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41278 | 愈合基台   | Φ4.0 x Gh4.5 x h1.5 | CW-M-HN-4045  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41279 | 愈合基台   | Φ4.0 x Gh4.5 x h3.0 | CW-M-HN-4045H | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41280 | 愈合基台   | Φ4.5 x Gh1.5 x h1.5 | CW-M-HN-4515  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41281 | 愈合基台   | Φ4.5 x Gh1.5 x h3.0 | CW-M-HN-4515H | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41282 | 愈合基台   | Φ4.5 x Gh3.0 x h1.5 | CW-M-HN-4530  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格                 | 产品型号          | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|------|----------------------|---------------|-----------------|------|
| QHZB41283 | 愈合基台 | Φ 4.5 x Gh3.0 x h3.0 | CW-M-HN-4530H | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41284 | 愈合基台 | Φ 4.5 x Gh4.5 x h1.5 | CW-M-HN-4545  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41285 | 愈合基台 | Φ 4.5 x Gh4.5 x h3.0 | CW-M-HN-4545H | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41286 | 愈合基台 | Φ 4.5 x Gh1.5 x h1.5 | CW-M-HS-4515  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41287 | 愈合基台 | Φ 4.5 x Gh1.5 x h3.0 | CW-M-HS-4515H | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41288 | 愈合基台 | Φ 4.5 x Gh3.0 x h1.5 | CW-M-HS-4530  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41289 | 愈合基台 | Φ 4.5 x Gh3.0 x h3.0 | CW-M-HS-4530H | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41290 | 愈合基台 | Φ 4.5 x Gh4.5 x h1.5 | CW-M-HS-4545  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41291 | 愈合基台 | Φ 4.5 x Gh4.5 x h3.0 | CW-M-HS-4545H | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41292 | 愈合基台 | Φ 5.5 x Gh1.5 x h1.5 | CW-M-HS-5515  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41293 | 愈合基台 | Φ 5.5 x Gh1.5 x h3.0 | CW-M-HS-5515H | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41294 | 愈合基台 | Φ 5.5 x Gh3.0 x h1.5 | CW-M-HS-5530  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                 | 产品型号          | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|-----------|----------------------|---------------|-----------------|------|
| QHZB41295 | 愈合基台      | Φ 5.5 x Gh3.0 x h3.0 | CW-M-HS-5530H | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41296 | 愈合基台      | Φ 5.5 x Gh4.5 x h1.5 | CW-M-HS-5545  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41297 | 愈合基台      | Φ 5.5 x Gh4.5 x h3.0 | CW-M-HS-5545H | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41298 | 临时基台（非抗旋） | Φ 4.5                | CW-M-TB-45    | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41299 | 临时基台（非抗旋） | Φ 5.5                | CW-M-TB-55    | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41300 | 临时基台（抗旋）  | Φ 4.5                | CW-M-TC-45    | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41301 | 临时基台（抗旋）  | Φ 5.5                | CW-M-TC-55    | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41302 | 牙种植体      | Φ 3.4 x 9mm          | CW-M-ZY-3409  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41303 | 牙种植体      | Φ 3.4 x 11mm         | CW-M-ZY-3411  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41304 | 牙种植体      | Φ 3.4 x 13mm         | CW-M-ZY-3413  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41305 | 牙种植体      | Φ 3.4 x 15mm         | CW-M-ZY-3415  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41306 | 牙种植体      | Φ 3.8 x 7mm          | CW-M-ZY-3807  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|------|--------------|--------------|-----------------|------|
| QHZB41307 | 牙种植体 | Φ 3.8 x 9mm  | CW-M-ZY-3809 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41308 | 牙种植体 | Φ 3.8 x 11mm | CW-M-ZY-3811 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41309 | 牙种植体 | Φ 3.8 x 13mm | CW-M-ZY-3813 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41310 | 牙种植体 | Φ 3.8 x 15mm | CW-M-ZY-3815 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41311 | 牙种植体 | Φ 4.3 x 7mm  | CW-M-ZY-4307 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41312 | 牙种植体 | Φ 4.3 x 9mm  | CW-M-ZY-4309 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41313 | 牙种植体 | Φ 4.3 x 11mm | CW-M-ZY-4311 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41314 | 牙种植体 | Φ 4.3 x 13mm | CW-M-ZY-4313 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41315 | 牙种植体 | Φ 4.3 x 15mm | CW-M-ZY-4315 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41316 | 牙种植体 | Φ 5.0 x 7mm  | CW-M-ZY-5007 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41317 | 牙种植体 | Φ 5.0 x 9mm  | CW-M-ZY-5009 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41318 | 牙种植体 | Φ 5.0 x 11mm | CW-M-ZY-5011 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格         | 产品型号         | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|----------|--------------|--------------|-----------------|------|
| QHZB41319 | 牙种植体     | Φ 5.0 x 13mm | CW-M-ZY-5013 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41320 | 牙种植体     | Φ 5.0 x 15mm | CW-M-ZY-5015 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41321 | 上颌窦内提升工具 | Φ 2.5mm      | 弯型           | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41322 | 上颌窦内提升工具 | Φ 3.0mm      | 弯型           | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41323 | 上颌窦内提升工具 | Φ 3.5mm      | 弯型           | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41324 | 上颌窦内提升工具 | Φ 4.0mm      | 弯型           | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41325 | 上颌窦内提升工具 | Φ 4.5mm      | 弯型           | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41326 | 骨挤压工具    | Φ 1.9mm      | 弯型           | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41327 | 骨挤压工具    | Φ 2.7mm      | 弯型           | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41328 | 骨挤压工具    | Φ 3.0mm      | 弯型           | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41329 | 骨挤压工具    | Φ 3.7mm      | 弯型           | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41330 | 骨挤压工具    | Φ 4.3mm      | 弯型           | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格                                    | 产品型号            | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|-------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|------|
| QHZB41331 | 角度基台  | $\phi 4.5 \times Gh1.5 \times 15^\circ$ | CW-M-AA-451515A | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41332 | 角度基台  | $\phi 4.5 \times Gh3.0 \times 15^\circ$ | CW-M-AA-453015A | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41333 | 角度基台  | $\phi 4.5 \times Gh4.5 \times 15^\circ$ | CW-M-AA-454515A | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41334 | 角度基台  | $\phi 5.5 \times Gh1.5 \times 15^\circ$ | CW-M-AA-551515A | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41335 | 角度基台  | $\phi 5.5 \times Gh3.0 \times 15^\circ$ | CW-M-AA-553015A | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41336 | 角度基台  | $\phi 5.5 \times Gh4.5 \times 15^\circ$ | CW-M-AA-554515A | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41337 | 多功能基台 | $\phi 4.5 \times Gh1.5$                 | CW-M-AM-4515    | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41338 | 多功能基台 | $\phi 4.5 \times Gh3.0$                 | CW-M-AM-4530    | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41339 | 多功能基台 | $\phi 4.5 \times Gh4.5$                 | CW-M-AM-4545    | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41340 | 多功能基台 | $\phi 5.5 \times Gh1.5$                 | CW-M-AM-5515    | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41341 | 多功能基台 | $\phi 5.5 \times Gh3.0$                 | CW-M-AM-5530    | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41342 | 多功能基台 | $\phi 5.5 \times Gh4.5$                 | CW-M-AM-5545    | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格      | 产品型号            | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|------|-----------|-----------------|-----------------|------|
| QHZB41343 | 角度基台 | Gh1.5×15° | CW-M-ANSA-1515A | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41344 | 角度基台 | Gh1.5×15° | CW-M-ANSA-1515B | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41345 | 角度基台 | Gh3.0×15° | CW-M-ANSA-3015A | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41346 | 角度基台 | Gh3.0×15° | CW-M-ANSA-3015B | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41347 | 角度基台 | Gh4.5×15° | CW-M-ANSA-4515A | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41348 | 角度基台 | Gh4.5×15° | CW-M-ANSA-4515B | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41349 | 直基台  | Gh1.5     | CW-M-ANSS-1500A | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41350 | 直基台  | Gh1.5     | CW-M-ANSS-1500B | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41351 | 直基台  | Gh3.0     | CW-M-ANSS-3000A | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41352 | 直基台  | Gh3.0     | CW-M-ANSS-3000B | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41353 | 直基台  | Gh4.5     | CW-M-ANSS-4500A | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41354 | 直基台  | Gh4.5     | CW-M-ANSS-4500B | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格                | 产品型号           | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|------|---------------------|----------------|-----------------|------|
| QHZB41355 | 直基台  | Φ 4. 5xGh1. 5xH4. 0 | CW-M-AS-451540 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41356 | 直基台  | Φ 4. 5xGh1. 5xH6. 0 | CW-M-AS-451560 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41357 | 直基台  | Φ 4. 5xGh3. 0xH4. 0 | CW-M-AS-453040 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41358 | 直基台  | Φ 4. 5xGh3. 0xH6. 0 | CW-M-AS-453060 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41359 | 直基台  | Φ 4. 5xGh4. 5xH4. 0 | CW-M-AS-454540 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41360 | 直基台  | Φ 4. 5xGh4. 5xH6. 0 | CW-M-AS-454560 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41361 | 直基台  | Φ 5. 5xGh1. 5xH4. 0 | CW-M-AS-551540 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41362 | 直基台  | Φ 5. 5xGh1. 5xH6. 0 | CW-M-AS-551560 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41363 | 直基台  | Φ 5. 5xGh3. 0xH4. 0 | CW-M-AS-553040 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41364 | 直基台  | Φ 5. 5xGh3. 0xH6. 0 | CW-M-AS-553060 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41365 | 直基台  | Φ 5. 5xGh4. 5xH4. 0 | CW-M-AS-554540 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41366 | 直基台  | Φ 5. 5xGh4. 5xH6. 0 | CW-M-AS-554560 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |



| 流水号       | 产品名称   | 产品规格          | 产品型号         | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|--------|---------------|--------------|-----------------|------|
| QHZB41367 | 通用基台   | Φ 6. 0xGh1. 5 | CW-M-AU-6015 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41368 | 通用基台   | Φ 6. 0xGh3. 0 | CW-M-AU-6030 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41369 | 通用基台   | Φ 6. 0xGh4. 5 | CW-M-AU-6045 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41370 | 通用基台   | Φ 8. 0xGh1. 5 | CW-M-AU-8015 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41371 | 通用基台   | Φ 8. 0xGh3. 0 | CW-M-AU-8030 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41372 | 通用基台   | Φ 8. 0xGh4. 5 | CW-M-AU-8045 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41373 | 开窗式转移帽 | Φ 3. 8*L13. 5 | 窄颈型（抗旋）      | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41374 | 开窗式转移帽 | Φ 3. 8*L13. 5 | 窄颈型（非抗旋）     | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41375 | 开窗式转移帽 | Φ 3. 8*L8. 5  | 窄颈型（抗旋）      | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41376 | 开窗式转移帽 | Φ 3. 8*L8. 5  | 窄颈型（非抗旋）     | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41377 | 闭窗式转移帽 | Φ 3. 8*L9. 4  | 窄颈型（有帽型）     | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41378 | 闭窗式转移帽 | Φ 3. 8*L9. 4  | 窄颈型（无帽型）     | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格          | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|--------|---------------|-----------|-----------------|------|
| QHZB41379 | 开窗式转移帽 | Φ 4. 0*L11. 3 | L7型（抗旋）   | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41380 | 开窗式转移帽 | Φ 4. 0*L11. 3 | L7型（非抗旋）  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41381 | 开窗式转移帽 | Φ 4. 0*L12. 3 | 常规颈型（抗旋）  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41382 | 开窗式转移帽 | Φ 4. 0*L12. 3 | 常规颈型（非抗旋） | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41383 | 开窗式转移帽 | Φ 4. 0*L6. 3  | L7型（抗旋）   | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41384 | 开窗式转移帽 | Φ 4. 0*L6. 3  | L7型（非抗旋）  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41385 | 开窗式转移帽 | Φ 4. 0*L7. 3  | 常规颈型（抗旋）  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41386 | 开窗式转移帽 | Φ 4. 0*L7. 3  | 常规颈型（非抗旋） | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41387 | 闭窗式转移帽 | Φ 4. 0*L7. 8  | L7型（有帽型）  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41388 | 闭窗式转移帽 | Φ 4. 0*L7. 8  | L7型（无帽型）  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41389 | 闭窗式转移帽 | Φ 4. 0*L8. 2  | 常规颈型（有帽型） | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41390 | 闭窗式转移帽 | Φ 4. 3*L8. 4  | 常规颈型（无帽型） | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格          | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|----------|---------------|-----------|-----------------|------|
| QHZB41391 | 多功能基台转移帽 | Φ 4. 5*L13    | 开窗型       | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41392 | 多功能基台转移帽 | Φ 4. 5*L18    | 开窗型       | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41393 | 复合基台转移帽  | Φ 5. 0*L10    | 开窗型       | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41394 | 开窗式转移帽   | Φ 5. 0*L11. 3 | L7型（抗旋）   | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41395 | 开窗式转移帽   | Φ 5. 0*L11. 3 | L7型（非抗旋）  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41396 | 开窗式转移帽   | Φ 5. 0*L12. 3 | 常规颈型（抗旋）  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41397 | 开窗式转移帽   | Φ 5. 0*L12. 3 | 常规颈型（非抗旋） | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41398 | 开窗式转移帽   | Φ 5. 0*L6. 3  | L7型（抗旋）   | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41399 | 开窗式转移帽   | Φ 5. 0*L6. 3  | L7型（非抗旋）  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41400 | 开窗式转移帽   | Φ 5. 0*L7. 3  | 常规颈型（抗旋）  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41401 | 开窗式转移帽   | Φ 5. 0*L7. 3  | 常规颈型（非抗旋） | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41402 | 闭窗式转移帽   | Φ 5. 0*L7. 8  | L7型（有帽型）  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格         | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|----------|--------------|-----------|-----------------|------|
| QHZB41403 | 闭窗式转移帽   | Φ 5. 0*L7. 8 | L7型（无帽型）  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41404 | 复合基台转移帽  | Φ 5. 0*L8. 5 | 开窗型       | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41405 | 闭窗式转移帽   | Φ 5. 0*L8. 6 | 常规颈型（有帽型） | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41406 | 闭窗式转移帽   | Φ 5. 0*L8. 6 | 常规颈型（无帽型） | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41407 | 多功能基台转移帽 | Φ 5. 5*L13   | 开窗型       | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41408 | 多功能基台转移帽 | Φ 5. 5*L18   | 开窗型       | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41409 | 替代体      | 种植体替代体       | L7        | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41410 | 替代体      | Φ 3. 4       | 种植体替代体    | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41411 | 替代体      | Φ 3. 5       | 球基台替代体    | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41412 | 替代体      | Φ 3. 8       | 种植体替代体    | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41413 | 替代体      | Φ 4. 5       | 多功能基台替代体  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41414 | 替代体      | Φ 5. 0       | 复合基台替代体   | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格  | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|----------|-------|------------|-----------------|------|
| QHZB41415 | 替代体      | Φ 5.5 | 多功能基台替代体   | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41416 | 基底帽      | Φ 4.7 | 多功能基台基底帽   | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41417 | 基底帽      | Φ 4.7 | 多功能基台临时基底帽 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41418 | 基底帽      | Φ 5.0 | 复合基台基底帽    | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41419 | 基底帽      | Φ 5.0 | 复合基台临时基底帽  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41420 | 基底帽      | Φ 5.0 | 复合基台修复基底帽  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41421 | 基底帽      | Φ 5.7 | 多功能基台基底帽   | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41422 | 基底帽      | Φ 5.7 | 多功能基台临时基底帽 | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41423 | 上颌窦内提升工具 | 弯型    | 弯型         | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41424 | 骨挤压工具    | 弯型    | 弯型         | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41425 | 牙科塑料基底   | Φ 5.0 | 复合基台塑料基底   | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |
| QHZB41426 | 牙科塑料基底   | Φ 4.7 | 多功能基台塑料基底  | 威海威高洁丽康生物材料有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格            | 产品型号                     | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|--------------|-----------------|--------------------------|------------------------|------|
| QHZB41427 | 牙科塑料基底       | Φ 5. 7          | 多功能基台塑料基底                | 威海威高洁丽康生物材料有限公司        |      |
| QHZB41666 | 植入式心脏复律除颤器   | /               | Iforia 7 HF-T DF-1       | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG |      |
| QHZB41668 | 植入式心脏复律除颤器   | /               | Iforia 7 VR-T DX DF-1    | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG |      |
| QHZB41669 | 植入式心脏复律除颤器   | /               | Iforia 7 DR-T DF-1       | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG |      |
| QHZB41695 | 植入式心脏起搏器电极导线 | Setrox          | Setrox S 53\$Setrox S 60 | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG |      |
| QHZB41696 | 植入式心脏起搏器     | Effecta S       | Effecta S                | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG |      |
| QHZB41697 | 植入式心脏起搏器     | Effecta D       | Effecta D                | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG |      |
| QHZB41698 | 植入式心脏起搏器     | Evia SR(ProMRI) | Evia SR(ProMRI)          | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG |      |
| QHZB41699 | 植入式心脏起搏器     | Evia DR(ProMRI) | Evia DR(ProMRI)          | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG |      |
| QHZB41700 | 植入式心脏起搏器     | Estella SR      | Estella SR               | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG |      |
| QHZB41701 | 植入式心脏起搏器     | Estella DR      | Estella DR               | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG |      |
| QHZB41702 | 植入式心脏起搏器电极导线 | Safio S         | Safio S 53\$Safio S 60   | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG |      |

| 流水号       | 产品名称           | 产品规格               | 产品型号                                                         | 生产企业                                                          | 挂网企业 |
|-----------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------|
| QHZB41703 | 植入式心脏起搏器电极导线   | Solia S            | Solia S 45\$Solia S 53\$Solia S 60                           | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG                                        |      |
| QHZB41704 | 植入式心脏起搏器电极导线   | Selox              | Selox JT 53\$Selox ST 60                                     | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG                                        |      |
| QHZB41707 | 可吸收生物膜         | 15mm*18mm          | TG-6                                                         | 韩国SK bioland Co., Ltd. 爱思开百朗德（株）”                             |      |
| QHZB41708 | 可吸收生物膜         | 15mm*25mm          | TG-7                                                         | 韩国SK bioland Co., Ltd. 爱思开百朗德（株）”                             |      |
| QHZB41709 | 可吸收生物膜         | 25mm*25mm          | TG-5                                                         | 韩国SK bioland Co., Ltd. 爱思开百朗德（株）”                             |      |
| QHZB41710 | 牙科车针           | 848018MFG (1*10)   | 各种型号                                                         | 德国okoDENT-Preu ß er OHG Dental-medizinische Prazisionstechnik |      |
| QHZB41711 | 牙科车针           | 392016FFG (1*6)    | 各种型号                                                         | 德国okoDENT-Preu ß er OHG Dental-medizinische Prazisionstechnik |      |
| QHZB41712 | 牙科车针           | K880012 (1*10)     | 各种型号                                                         | 德国okoDENT-Preu ß er OHG Dental-medizinische Prazisionstechnik |      |
| QHZB41714 | 植入式心脏再同步化治疗起搏器 | /                  | Evia HF-T                                                    | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG                                        |      |
| QHZB41716 | 植入式心脏复律除颤器电极导线 | Linex Smart ProMRI | Linex Smart ProMRI S DX 65/15\$Linex Smart ProMRI S DX 65/17 | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG                                        |      |
| QHZB41717 | 植入式心脏复律除颤器电极导线 | Linex Smart ProMRI | Linex Smart ProMRI S 65\$Linex Smart ProMRI S 75             | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG                                        |      |
| QHZB41718 | 植入式心脏复律除颤器电极导线 | Linex Smart ProMRI | Linex Smart ProMRI SD 65/16\$Linex Smart ProMRI SD           | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG                                        |      |

| 流水号       | 产品名称           | 产品规格     | 产品型号                                                  | 生产企业                   | 挂网企业            |
|-----------|----------------|----------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|
| QHZB41724 | 冠状窦电极导线递送系统及附件 | Selectra | Selectra IC-50-65\$Selectra IC-50-75\$Selectra IC-90- | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG |                 |
| QHZB41725 | 冠状窦电极导线递送系统及附件 | Selectra | Selectra Amplatz 6.0-45\$Selectra Amplatz 6.0-55\$    | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG |                 |
| QHZB41726 | 冠状窦电极导线递送系统及附件 | Selectra | Selectra BIO2-45\$Selectra BIO2-55\$                  | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG |                 |
| QHZB41727 | 冠状窦电极导线递送系统及附件 | Selectra | Selectra Extended Hook-45\$Selectra Extended Hook-    | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG |                 |
| QHZB41728 | 冠状窦电极导线递送系统及附件 | Selectra | Selectra MPEP-45\$Selectra MPEP-55\$                  | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG |                 |
| QHZB41729 | 冠状窦电极导线递送系统及附件 | Selectra | Selectra Multipurpose Hook-45\$Selectra               | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG |                 |
| QHZB41730 | 冠状窦电极导线递送系统及附件 | Selectra | Selectra Right-45\$Selectra Right-55\$                | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG |                 |
| QHZB41731 | 冠状窦电极导线递送系统及附件 | Selectra | Selectra Straight-45\$Selectra Straight-55\$Selectra  | 德国BIOTRONIK SE & Co.KG |                 |
| QHZB41732 | 一次性使用热球导管      | 21ml     | TB型                                                   | 深圳迈德士医疗器械科技有限公司        | 深圳迈德士医疗器械科技有限公司 |
| QHZB41756 | 一次性使用血液灌流器     | YQ-130   | MHC- I 型                                              | 天津市阳权医疗器械有限公司          |                 |
| QHZB41784 | 下颌吸附性义齿全口      | /        | 胶托全口义齿                                                | 西安华冠齿科用品有限公司           | 西安华冠齿科用品有限公司    |
| QHZB41785 | 不碎胶            | /        | 胶托全口义齿                                                | 西安华冠齿科用品有限公司           | 西安华冠齿科用品有限公司    |



| 流水号       | 产品名称        | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|-------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB41786 | 充胶          | /    | 胶托全口义齿     | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41787 | 胶托 大        | /    | 胶托全口义齿     | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41788 | 3MLAVA氧化锆全瓷 | /    | 全瓷冠、桥      | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41789 | 泽康氧化锆       | /    | 全瓷冠、桥      | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41790 | WIELAND氧化锆冠 | /    | 全瓷冠、桥      | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41791 | 国产氧化锆全瓷     | /    | 全瓷冠、桥      | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41792 | 义获嘉全瓷冠 桥    | /    | 全瓷冠、桥      | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41793 | 义获嘉全瓷贴面 嵌体  | /    | 桩核\$贴面\$嵌体 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41794 | DSD超薄全瓷贴面   | /    | 桩核\$贴面\$嵌体 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41795 | DSD超晶全瓷贴面   | /    | 桩核\$贴面\$嵌体 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41796 | DSMR超薄全瓷微贴面 | /    | 桩核\$贴面\$嵌体 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41797 | DSMR超晶锆     | /    | 全瓷冠、桥      | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|--------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB41798 | 松风纳米聚合瓷冠     | /    | 全瓷冠、桥      | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41799 | 松风纳米聚合瓷贴面 嵌体 | /    | 桩核\$贴面\$嵌体 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41800 | 钴铬合金聚合瓷      | /    | 金属烤瓷冠、桥    | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41801 | 纯钛聚合瓷        | /    | 金属烤瓷冠、桥    | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41802 | 无铍合金纳米烤瓷     | /    | 金属烤瓷冠、桥    | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41803 | 钴铬合金纳米烤瓷     | /    | 金属烤瓷冠、桥    | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41804 | 钯银合金烤瓷冠 前牙   | /    | 金属烤瓷冠、桥    | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41805 | 钯银合金烤瓷冠 后牙   | /    | 金属烤瓷冠、桥    | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41806 | 钯银合金冠        | /    | 金属冠、桥      | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41807 | 钯金烤瓷冠 前牙     | /    | 金属烤瓷冠、桥    | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41808 | 钯金烤瓷冠 后牙     | /    | 金属烤瓷冠、桥    | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41809 | 钯金冠          | /    | 金属冠、桥      | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |

| 流水号       | 产品名称              | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|-------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB41810 | 纯钛烤瓷冠 桥           | /    | 金属烤瓷冠、桥    | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41811 | 纯钛金属冠 桥 嵌体        | /    | 金属冠、桥      | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41812 | 钴铬合金烤瓷冠 桥         | /    | 金属烤瓷冠、桥    | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41813 | 钴铬金属冠 桥 嵌体        | /    | 金属冠、桥      | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41814 | 无铍合金烤瓷冠 桥         | /    | 金属烤瓷冠、桥    | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41815 | 无铍金属冠 桥 嵌体        | /    | 金属冠、桥      | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41816 | WIELAND氧化锆桩核      | /    | 桩核\$贴面\$嵌体 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41817 | 国产氧化锆桩核           | /    | 桩核\$贴面\$嵌体 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41818 | 纯钛桩核              | /    | 桩核\$贴面\$嵌体 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41819 | 钴铬合金桩核            | /    | 桩核\$贴面\$嵌体 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41820 | 3MLAVA氧化锆全瓷 锆 一体冠 | /    | 种植体上部冠、桥   | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41821 | 威兰德氧化锆全瓷 锆一体冠     | /    | 种植体上部冠、桥   | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |

| 流水号       | 产品名称                  | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|-----------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB41822 | 种植上部铸造钴铬合金聚合瓷一体冠      | /    | 种植体上部冠、桥   | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41823 | 国产氧化锆全瓷 锆一体冠          | /    | 种植体上部冠、桥   | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41824 | 种植上部铸造钴铬合金一体冠         | /    | 种植体上部冠、桥   | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41825 | 种植上部铸造BEGO钴铬合金聚合瓷一体冠  | /    | 种植体上部冠、桥   | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41826 | 种植上部铸造钯金合金烤瓷一体冠       | /    | 种植体上部冠、桥   | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41827 | 韩式种植上部CAD/CAM纯钛聚合瓷一体冠 | /    | 种植体上部冠、桥   | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41828 | 欧式种植上部CAD/CAM纯钛聚合瓷一体冠 | /    | 种植体上部冠、桥   | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41829 | 韩式种植上部CAD/CAM纯钛金属一体冠  | /    | 种植体上部冠、桥   | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41830 | 欧式种植上部CAD/CAM纯钛金属一体冠  | /    | 种植体上部冠、桥   | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41831 | 钴铬合金铸造桩               | /    | 桩核\$贴面\$嵌体 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41832 | 钴铬合金铸造桩               | /    | 桩核\$贴面\$嵌体 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41833 | 钯金合金铸造桩               | /    | 桩核\$贴面\$嵌体 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |

| 流水号       | 产品名称              | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|-------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB41834 | 钯金合金铸造桩           | /    | 桩核\$贴面\$嵌体 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41835 | 韩式CAD/CAM纯钛定制桩    | /    | 桩核\$贴面\$嵌体 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41836 | 欧式CAD/CAM纯钛定制桩    | /    | 桩核\$贴面\$嵌体 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41837 | LAVA氧化锆定制桩        | /    | 桩核\$贴面\$嵌体 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41838 | 威兰德氧化锆定制桩         | /    | 桩核\$贴面\$嵌体 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41839 | 国产氧化锆定制桩          | /    | 桩核\$贴面\$嵌体 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41840 | 种植上部铸造钴铬合金烤瓷冠     | /    | 种植体上部冠、桥   | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41841 | 种植上部铸造BEGO钴铬合金烤瓷冠 | /    | 种植体上部冠、桥   | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41842 | 种植上部CAD/CAM纯钛聚瓷冠  | /    | 种植体上部冠、桥   | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41843 | 种植上部铸造钯金合金烤瓷冠     | /    | 种植体上部冠、桥   | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41844 | 种植上部LAVA氧化锆全瓷 锆冠  | /    | 种植体上部冠、桥   | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41845 | 种植上部泽康氧化锆全瓷 锆冠    | /    | 种植体上部冠、桥   | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |

| 流水号       | 产品名称               | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|--------------------|------|----------|--------------|--------------|
| QHZB41846 | 种植上部威兰德氧化锆全瓷<br>锆冠 | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41847 | 种植上部国产氧化锆全瓷 锆<br>冠 | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41848 | 种植上部E-MAX玻璃陶瓷冠     | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41849 | 种植上部E-MAX铸瓷冠       | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41850 | 种植上部CAD/CAM树脂冠     | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41851 | 种植钴铬铸造杆卡卡位         | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41852 | 种植钴铬铸造杆卡桩          | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41853 | 种植CAD/CAM纯钛杆卡桩     | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41854 | 种植CAD/CAM纯钛杆卡卡位    | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41855 | 种植半口塑钢牙            | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41856 | 种植桥架钴铬铸造桩          | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41857 | 种植桥架钴铬铸造基牙         | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |

| 流水号       | 产品名称               | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|--------------------|------|----------|--------------|--------------|
| QHZB41858 | 种植桥架钴铬铸造冠          | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41859 | 种植桥架CAD/CAM纯钛桩 桩+冠 | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41860 | 种植桥架CAD/CAM纯钛基牙桩+冠 | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41861 | 种植桥架CAD/CAM纯钛冠     | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41862 | 种植桥架基台位设计费         | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41863 | 种植牙龈瓷 金属类          | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41864 | 种植牙龈瓷 全瓷类          | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41865 | 种植牙龈瓷 树脂类          | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41866 | 种植个性托盘             | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41867 | 种植人工牙龈             | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41868 | 种植基台定位器            | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41869 | 种植桥架牙龈瓷 聚合瓷        | /    | 种植体上部冠、桥 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|--------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB41870 | 钴铬合金钢托 大     | /    | 金属支架可摘局部义齿 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41871 | 钴铬合金钢托 小     | /    | 金属支架可摘局部义齿 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41872 | BEGO钴铬合金钢托 大 | /    | 金属支架可摘局部义齿 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41873 | BEGO钴铬合金钢托 小 | /    | 金属支架可摘局部义齿 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41874 | 纯钛钢托 大       | /    | 金属支架可摘局部义齿 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41875 | 纯钛钢托 小       | /    | 金属支架可摘局部义齿 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41876 | 维他灵高弹大支架 大   | /    | 金属支架可摘局部义齿 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41877 | 维他灵高弹大支架 小   | /    | 金属支架可摘局部义齿 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41878 | 凯晶四色牙        | /    | 金属支架可摘局部义齿 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41879 | 松风塑钢牙        | /    | 金属支架可摘局部义齿 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41880 | 贺利氏拜耳牙       | /    | 金属支架可摘局部义齿 | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB41881 | 隐形义齿         | /    | 胶托可摘局部义齿   | 西安华冠齿科用品有限公司 | 西安华冠齿科用品有限公司 |



| 流水号       | 产品名称       | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业          | 挂网企业         |
|-----------|------------|------|------------|---------------|--------------|
| QHZN41882 | 隐形义齿排牙     | /    | 胶托可摘局部义齿   | 西安华冠齿科用品有限公司  | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZN41883 | 充胶         | /    | 胶托可摘局部义齿   | 西安华冠齿科用品有限公司  | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZN41884 | 胶托 大       | /    | 胶托可摘局部义齿   | 西安华冠齿科用品有限公司  | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZN41885 | 胶托 小       | /    | 胶托可摘局部义齿   | 西安华冠齿科用品有限公司  | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZN41886 | 根管锉        | 6支/板 | M3Pro      | 常州益锐医疗器材有限公司  |              |
| QHZN41887 | 根管锉        | 5支/板 | M3         | 常州益锐医疗器材有限公司  |              |
| QHZN41888 | 根管锉        | 3支/板 | M3-L BLUE  | 常州益锐医疗器材有限公司  |              |
| QHZN41889 | 一次性使用经皮穿刺针 | /    | SV110-3010 | 宁波华科润生物科技有限公司 |              |
| QHZN41890 | 一次性使用经皮穿刺针 | /    | SV110-3013 | 宁波华科润生物科技有限公司 |              |
| QHZN41891 | 一次性使用经皮穿刺针 | /    | SV110-3712 | 宁波华科润生物科技有限公司 |              |
| QHZN41892 | 一次性使用经皮穿刺针 | /    | SV110-2818 | 宁波华科润生物科技有限公司 |              |
| QHZN41893 | 一次性使用经皮穿刺针 | /    | SV110-2019 | 宁波华科润生物科技有限公司 |              |

| 流水号       | 产品名称                    | 产品规格           | 产品型号                                                        | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|-------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------|
| QHZB41894 | 一次性使用经皮穿刺针              | /              | SV110-4213                                                  | 宁波华科润生物科技有限公司  |      |
| QHZB41895 | 一次性使用无菌医用冲洗器            | /              | AD10                                                        | 宁波华科润生物科技有限公司  |      |
| QHZB41896 | 椎体成形器系列-一次性使用弯角骨水泥填充器套件 | /              | SV100-01                                                    | 宁波华科润生物科技有限公司  |      |
| QHZB41897 | 椎体成形器系列-一次性使用弯角骨水泥填充器套件 | /              | SV100-02                                                    | 宁波华科润生物科技有限公司  |      |
| QHZB41898 | 椎体成形器系列-一次性使用弯角骨水泥填充器套件 | /              | SV120-01                                                    | 宁波华科润生物科技有限公司  |      |
| QHZB41899 | 椎体成形器系列-一次性使用弯角骨水泥填充器套件 | /              | SV120-02                                                    | 宁波华科润生物科技有限公司  |      |
| QHZB41900 | 椎体成形器系列-一次性使用弯角骨水泥填充器套件 | /              | SV130                                                       | 宁波华科润生物科技有限公司  |      |
| QHZB41901 | 椎体成形器系列-一次性使用弯角骨水泥填充器套件 | /              | SV150                                                       | 宁波华科润生物科技有限公司  |      |
| QHZB41972 | 一次性内镜用软管式活组织取样钳         | /              | SFBF-17-23-160\$SFBF-17-23-230\$SFBF-18-23-160\$SFBF-18-23- | 苏州法兰克曼医疗器械有限公司 |      |
| QHZB41990 | 3代自锁直丝弓托槽 6-6           | (0.57*0.71) mm | 直丝弓托槽                                                       | 杭州雅美口腔医疗器材厂    |      |
| QHZB41991 | 5代自锁直丝弓托槽 6-6           | (0.57*0.71) mm | 直丝弓托槽                                                       | 杭州雅美口腔医疗器材厂    |      |
| QHZB41992 | CNC直丝弓托槽MBT 6-6         | (0.57*0.71) mm | 直丝弓托槽                                                       | 杭州雅美口腔医疗器材厂    |      |

| 流水号       | 产品名称           | 产品规格           | 产品型号    | 生产企业        | 挂网企业 |
|-----------|----------------|----------------|---------|-------------|------|
| QHZB41993 | 分体直丝弓托槽MBT 5-5 | (0.57*0.71) mm | 直丝弓托槽   | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB41994 | 铸造直丝弓托槽MBT 5-5 | (0.57*0.71) mm | 直丝弓托槽   | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB41995 | 直丝弓托槽 MBT 上半口  | (0.57*0.71) mm | 直丝弓托槽   | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB41996 | 直丝弓托槽 MBT 散装   | (0.57*0.71) mm | 直丝弓托槽   | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB41997 | 6牙位直丝弓托槽MBT    | (0.57*0.71) mm | 直丝弓托槽   | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB41998 | 直丝弓带环          | 16#-32#        | 16#-32# | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB41999 | 游离止扣           | 游离止扣           | 通用型     | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42000 | 短游离牵引钩         | 短游离牵引钩         | 通用型     | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42001 | 中游离牵引钩         | 中游离牵引钩         | 通用型     | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42002 | 长游离牵引钩         | 长游离牵引钩         | 加长型     | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42003 | 问号游离牵引钩 左      | 问号游离牵引钩 左      | 加长型     | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42004 | 问号游离牵引钩 右      | 问号游离牵引钩 右      | 加长型     | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格      | 产品型号   | 生产企业        | 挂网企业 |
|-----------|-----------|-----------|--------|-------------|------|
| QHZB42005 | 多钩游离牵引钩 左 | 多钩游离牵引钩 左 | 加长型    | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42006 | 多钩游离牵引钩 右 | 多钩游离牵引钩 右 | 加长型    | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42007 | 末端切断钳     | 末端切断钳     | 末端切断钳  | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42008 | 细丝切断钳     | 细丝切断钳     | 细丝切断钳  | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42009 | 带环去除钳     | 带环去除钳     | 带环去除钳  | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42010 | 垂直曲弯制钳    | 垂直曲弯制钳    | 垂直曲弯制钳 | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42011 | 牵引钩专用钳    | 牵引钩专用钳    | 牵引钩专用钳 | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42012 | 梯形钳       | 梯形钳       | 梯形钳    | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42013 | 托槽去除钳     | 托槽去除钳     | 托槽去除钳  | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42014 | 细丝弯制钳     | 细丝弯制钳     | 细丝弯制钳  | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42015 | 粘结剂去除钳    | 粘结剂去除钳    | 粘结剂去除钳 | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42016 | 转矩成型钳     | 转矩成型钳     | 转矩成型钳  | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业        | 挂网企业 |
|-----------|-------|------------|------------|-------------|------|
| QHZB42017 | 末端回弯钳 | 末端回弯钳      | 末端回弯钳      | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42018 | 反光板   | G-001      | G-001      | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42019 | 反光板   | G-002      | G-002      | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42020 | 反光板   | G-003      | G-003      | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42021 | 反光板   | G-004      | G-004      | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42022 | 反光板   | G-005      | G-005      | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42023 | 反光板   | G-001      | G-001      | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42024 | 反光板   | G-002      | G-002      | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42025 | 反光板   | G-003      | G-003      | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42026 | 反光板   | G-004      | G-004      | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42027 | 反光板   | G-005      | G-005      | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |
| QHZB42028 | 托槽定位器 | 固定式托槽定位器1# | 固定式托槽定位器1# | 杭州雅美口腔医疗器材厂 |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业             | 挂网企业 |
|-----------|------------|------------|------------|------------------|------|
| QHZB42029 | 托槽定位器      | 固定式托槽定位器2# | 固定式托槽定位器2# | 杭州雅美口腔医疗器材厂      |      |
| QHZB42030 | 托槽定位器      | 固定式托槽定位器3# | 固定式托槽定位器3# | 杭州雅美口腔医疗器材厂      |      |
| QHZB42031 | 长距链状橡皮圈    | 牵引型        | 300型       | 金华市格蓝姆医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB42032 | 中距链状橡皮圈    | 牵引型        | 220型       | 金华市格蓝姆医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB42033 | 短距链状橡皮圈    | 牵引型        | 160型       | 金华市格蓝姆医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB42034 | 结扎橡皮圈      | 结扎型        | 280型       | 金华市格蓝姆医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB42035 | 分牙橡皮圈      | 分牙型        | 650型       | 金华市格蓝姆医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB42036 | 槽沟陶瓷托槽 5-5 | 普通型        | 普通型        | 金华市格蓝姆医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB42037 | 网状陶瓷托槽 5-5 | 普通型        | 普通型        | 金华市格蓝姆医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB42038 | 晶体陶瓷托槽 6-6 | 普通型        | 普通型        | 金华市格蓝姆医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB42039 | 牵引橡皮圈      | 正畸弹性牵引圈    | 八分之一       | 杭州旭飞医疗器械有限公司     |      |
| QHZB42040 | 牵引橡皮圈      | 正畸弹性牵引圈    | 十六分之三      | 杭州旭飞医疗器械有限公司     |      |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格    | 产品型号                                                         | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|-------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------|------|
| QHZB42041 | 牵引橡皮圈 | 正畸弹性牵引圈 | 四分之一                                                         | 杭州旭飞医疗器械有限公司  |      |
| QHZB42042 | 牵引橡皮圈 | 正畸弹性牵引圈 | 十六分之五                                                        | 杭州旭飞医疗器械有限公司  |      |
| QHZB42043 | 牵引橡皮圈 | 正畸弹性牵引圈 | 八分之三                                                         | 杭州旭飞医疗器械有限公司  |      |
| QHZB42044 | 压膜片   | 正方形     | 1                                                            | 绍兴市上虞医疗器械有限公司 |      |
| QHZB42045 | 压膜片   | 正方形     | 1.5                                                          | 绍兴市上虞医疗器械有限公司 |      |
| QHZB42046 | 压膜片   | 正方形     | 2                                                            | 绍兴市上虞医疗器械有限公司 |      |
| QHZB42047 | 压膜片   | 圆形      | 1                                                            | 绍兴市上虞医疗器械有限公司 |      |
| QHZB42048 | 压膜片   | 圆形      | 1.5                                                          | 绍兴市上虞医疗器械有限公司 |      |
| QHZB42049 | 压膜片   | 圆形      | 2                                                            | 绍兴市上虞医疗器械有限公司 |      |
| QHZB42050 | 拉簧    | /       | 0S-12                                                        | 北京圣玛特科技有限公司   |      |
| QHZB42051 | 钛镍园丝  | 超弹型     | SE-D-12\$SE-D-14\$SE-D-16\$SE-D-18                           | 北京圣玛特科技有限公司   |      |
| QHZB42052 | 钛镍方丝  | 超弹型     | SE-R-1425\$SE-R-1616\$SE-R-1622\$SE-R-1625\$SE-R-1725\$SE-R- | 北京圣玛特科技有限公司   |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格                                                             | 产品型号         | 生产企业              | 挂网企业 |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------|
| QHZB42089 | PTA球囊导管    | 球囊长度 (cm) : 2; 3; 4; 6; 8; 球囊预置直径(mm): 4; 5; 6; 7; 8 球囊爆破压(atm): | REU060030082 | 意大利Invatec S.p.A. |      |
| QHZB42094 | PTA球囊导管    | 球囊长度 (cm) : 2; 3; 4; 6; 8; 球囊预置直径(mm): 4; 5; 6; 7; 8 球囊爆破压(atm): | REU060030122 | 意大利Invatec S.p.A. |      |
| QHZB42095 | PTA球囊导管    | 球囊长度 (cm) : 2; 3; 4; 6; 8; 球囊预置直径(mm): 4; 5; 6; 7; 8 球囊爆破压(atm): | REU060040122 | 意大利Invatec S.p.A. |      |
| QHZB42096 | PTA球囊导管    | 球囊长度 (cm) : 2; 3; 4; 6; 8; 球囊预置直径(mm): 4; 5; 6; 7; 8 球囊爆破压(atm): | REU060060122 | 意大利Invatec S.p.A. |      |
| QHZB42097 | PTA球囊导管    | 球囊长度 (cm) : 2; 3; 4; 6; 8; 球囊预置直径(mm): 4; 5; 6; 7; 8 球囊爆破压(atm): | REU060080122 | 意大利Invatec S.p.A. |      |
| QHZB42098 | PTA球囊导管    | 球囊长度 (cm) : 2; 3; 4; 6; 8; 球囊预置直径(mm): 4; 5; 6; 7; 8 球囊爆破压(atm): | REU070020052 | 意大利Invatec S.p.A. |      |
| QHZB42099 | PTA球囊导管    | 球囊长度 (cm) : 2; 3; 4; 6; 8; 球囊预置直径(mm): 4; 5; 6; 7; 8 球囊爆破压(atm): | REU070030052 | 意大利Invatec S.p.A. |      |
| QHZB42100 | PTA球囊导管    | 球囊长度 (cm) : 2; 3; 4; 6; 8; 球囊预置直径(mm): 4; 5; 6; 7; 8 球囊爆破压(atm): | REU070040052 | 意大利Invatec S.p.A. |      |
| QHZB42102 | PTA球囊导管    | 球囊长度 (cm) : 2; 3; 4; 6; 8; 球囊预置直径(mm): 4; 5; 6; 7; 8 球囊爆破压(atm): | REU070080052 | 意大利Invatec S.p.A. |      |
| QHZB42103 | PTA球囊导管    | 球囊长度 (cm) : 2; 3; 4; 6; 8; 球囊预置直径(mm): 4; 5; 6; 7; 8 球囊爆破压(atm): | REU070020082 | 意大利Invatec S.p.A. |      |
| QHZB42240 | 双极球形射频消融电极 | 工作长度: 320mm<br>外径2.5mm                                           | JVP32024     | 德国joimax GmbH     |      |
| QHZB42241 | 18G定位丝     | 工作长度: 150mm, 内径: 1.0mm, 外径: 1.25mm                               | JMSN18G      | 德国joimax GmbH     |      |



| 流水号       | 产品名称         | 产品规格                                                                        | 产品型号                                                              | 生产企业                        | 挂网企业              |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| QHZN4247  | 胸部固定夹板       | A型160mm×90mm×3.5mm\$B型<br>170mm×110mm×3.5mm\$C型<br>180mm×130mm×2.5mm        | /                                                                 | 湖南共创生物功能材料有限责任公司            |                   |
| QHZN4248  | 医用高分子夹板      | 195*120mm\$210*170mm\$281*178mm\$482*238mm\$570*230mm\$665*265mm\$920*265mm | /                                                                 | 湖南共创生物功能材料有限责任公司            |                   |
| QHZN4290  | 胶原蛋白海绵       | 4*6*0.4cm                                                                   | /                                                                 | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司           | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 |
| QHZN4292  | 血液透析管及附件     | /                                                                           | 888145044\$888145043\$8831692001\$8833074002\$8833074001\$8881450 | 美国 Covidien llc             |                   |
| QHZN43234 | 硅橡胶复制材料      | 2*50ml                                                                      | 1186                                                              | 德国 Voco GmbH                |                   |
| QHZN43264 | 血管造影导管       | /                                                                           | HT5-LRT35                                                         | 株式会社グッドテック                  |                   |
| QHZN43265 | 血管造影导管       | /                                                                           | GCS5-BRT35B\$GCB6-JL35A\$GCB6-JL40A\$GCB6-                        | 日本株式会社グッドマン                 |                   |
| QHZN43269 | 锁定探针         | /                                                                           | LR-0FA01                                                          | 美国Cook Incorporated（美国库克公司） |                   |
| QHZN43270 | 机械扩张鞘        | /                                                                           | LR-EVN-7.0\$LR-EVN-9.0\$LR-EVN-11.0\$LR-EVN-13.0\$LR-EVN-SH-      | 美国Cook Incorporated（美国库克公司） |                   |
| QHZN43271 | 针眼圈套器        | /                                                                           | LR-NES541\$\$LR-NES001\$\$LR-NES002\$\$LR-                        | 美国Cook Incorporated（美国库克公司） |                   |
| QHZN43272 | 一次性使用无菌血管内导管 | /                                                                           | KMF0114A                                                          | 株式会社钟化（株式会社カネカ）             |                   |
| QHZN43273 | 球囊子宫支架       | /                                                                           | J-BUS-253000\$J-BUS-404000                                        | 美国Cook Incorporated（美国库克公司） |                   |

| 流水号       | 产品名称   | 产品规格            | 产品型号         | 生产企业                        | 挂网企业 |
|-----------|--------|-----------------|--------------|-----------------------------|------|
| QHZB43274 | 子宫角套管  | /               | J-NCS-504070 | 美国Cook Incorporated（美国库克公司） |      |
| QHZB43275 | 人工牙种植体 | ? 3.45 x 8mm    | C-001-345080 | 德国Medentis medical GmbH     |      |
| QHZB43276 | 人工牙种植体 | ? 3.45 x 10mm   | C-001-345100 | 德国Medentis medical GmbH     |      |
| QHZB43277 | 人工牙种植体 | ? 3.45 x 12.5mm | C-001-345125 | 德国Medentis medical GmbH     |      |
| QHZB43278 | 人工牙种植体 | ?3.75 x 8mm     | C-001-390080 | 德国Medentis medical GmbH     |      |
| QHZB43279 | 人工牙种植体 | ?3.75 x 10mm    | C-001-390100 | 德国Medentis medical GmbH     |      |
| QHZB43280 | 人工牙种植体 | ?3.75 x 12.5mm  | C-001-390125 | 德国Medentis medical GmbH     |      |
| QHZB43281 | 人工牙种植体 | ?3.75 x 15mm    | C-001-390150 | 德国Medentis medical GmbH     |      |
| QHZB43282 | 人工牙种植体 | ?4.1 x 8mm      | C-001-425080 | 德国Medentis medical GmbH     |      |
| QHZB43283 | 人工牙种植体 | ?4.1 x 10mm     | C-001-425100 | 德国Medentis medical GmbH     |      |
| QHZB43284 | 人工牙种植体 | ?4.1 x 12.5mm   | C-001-425125 | 德国Medentis medical GmbH     |      |
| QHZB43285 | 人工牙种植体 | ?4.1 x 15mm     | C-001-425150 | 德国Medentis medical GmbH     |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格                    | 产品型号         | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|------------|-------------------------|--------------|-------------------------|------|
| QHZB43286 | 人工牙种植体     | ∅4, .8 x 8mm            | C-001-480080 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43287 | 人工牙种植体     | ∅4.8 x 10mm             | C-001-480100 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43288 | 人工牙种植体     | ∅4.8 x 12.5mm           | C-001-480125 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43289 | 人工牙种植体     | ∅4.8 x 15mm             | C-001-480150 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43290 | 基台及配件-覆盖螺丝 | ICX-覆盖螺丝单颗装（需要消毒）       | C-003-000001 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43291 | 基台及配件-覆盖螺丝 | ICX-覆盖螺丝单颗装（无菌装）        | C-003-000002 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43292 | 基台及配件-愈合帽  | ICX-锥形愈合帽 ∅=4.7 穿龈=1mm钛 | C-004-004510 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43293 | 基台及配件-愈合帽  | ICX-锥形愈合帽 ∅=4.7 穿龈=2mm钛 | C-004-004520 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43294 | 基台及配件-愈合帽  | ICX-锥形愈合帽 ∅=4.7 穿龈=3mm钛 | C-004-004530 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43295 | 基台及配件-愈合帽  | ICX-锥形愈合帽 ∅=4.7 穿龈=4mm钛 | C-004-004540 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43296 | 基台及配件-愈合帽  | ICX-锥形愈合帽 ∅=4.7 穿龈=5mm钛 | C-004-004550 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43297 | 基台及配件-愈合帽  | ICX-锥形愈合帽 ∅=4.7 穿龈=6mm钛 | C-004-004560 | 德国Medentis medical GmbH |      |

| 流水号       | 产品名称      | 产品规格                            | 产品型号         | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|-----------|---------------------------------|--------------|-------------------------|------|
| QHZB43298 | 基台及配件-愈合帽 | ICX锥形愈合帽 ?=6.0 穿龈=2mm<br>钛      | C-004-006020 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43299 | 基台及配件-愈合帽 | ICX-锥形愈合帽 ?=6.0 穿龈<br>=3mm钛     | C-004-006030 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43300 | 基台及配件-愈合帽 | ICX-锥形愈合帽 ?=6.0 穿龈<br>=4mm钛     | C-004-006040 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43301 | 基台及配件-愈合帽 | ICX-锥形愈合帽 ?=6.0 穿龈<br>=5mm钛     | C-004-006050 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43302 | 基台及配件-愈合帽 | ICX-锥形愈合帽 ?=6.0 穿龈<br>=6mm钛     | C-004-006060 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43303 | 基台试模      | 临时基台 ?=4.7mm ?穿龈=2mm<br>六角      | C-004-504720 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43304 | 基台试模      | 临时基台 ?=4.7mm ?穿龈=4mm<br>六角      | C-004-504740 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43305 | 基台试模      | 临时基台 ?=4.7mm ?穿龈=2mm<br>非六角     | C-004-514720 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43306 | 基台试模      | 临时基台 ?=4.7mm ?穿龈=4mm<br>非六角     | C-004-514740 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43307 | 基台试模      | 窄颈临时基台 ?=5mm 穿龈=6mm<br>? (可研磨)  | C-004-524706 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43308 | 基台试模      | 窄颈临时基台 ?=5mm 穿龈=8mm<br>? (可研磨)  | C-004-524708 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43309 | 基台试模      | 窄颈临时基台 ?=5mm 穿龈=10mm<br>? (可研磨) | C-004-524710 | 德国Medentis medical GmbH |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格                             | 产品型号         | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|--------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|------|
| QHZB43310 | 基台试模         | 宽颈临时基台 ?=7mm 穿龈=6mm<br>? (可研磨)   | C-004-526006 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43311 | 基台试模         | 宽颈临时基台 ?=7mm 穿龈=8mm<br>? (可研磨)   | C-004-526008 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43312 | 基台试模         | 宽颈临时基台 ?=7mm 穿龈=10mm<br>(可研磨)    | C-004-526010 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43313 | 转移帽          | 闭合式印模杆                           | C-005-020002 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43314 | 转移帽          | 闭合式印模帽                           | C-005-040002 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43315 | 转移帽          | 开放式印模杆?(两件套)                     | C-005-030001 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43316 | 转移帽          | 长型开放式印模杆?(两件套)                   | C-005-030002 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43317 | 替代体          | ICX - 替代体                        | C-006-010001 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43318 | 短型替代体        | ICX - 短型替代体 (CAD/CAM专<br>用)      | C-006-010003 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43319 | 基台及配件-窄颈基台   | 窄颈基台 穿龈=0mm ?=3.7mm 工<br>作高度=5mm | C-007-010500 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43320 | 基台及配件-窄颈基台   | 窄颈基台 穿龈=0mm ?=3.7mm 工<br>作高度=7mm | C-007-020500 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43321 | 基台及配件-plus基台 | plus基台 穿龈=0mm ?=5mm 工<br>作高度=5mm | C-024-010501 | 德国Medentis medical GmbH |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格                         | 产品型号         | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|--------------|------------------------------|--------------|-------------------------|------|
| QHZB43322 | 基台及配件-plus基台 | plus基台 穿龈=0mm ?=5mm 工作高度=7mm | C-024-020501 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43323 | 基台及配件-标准短型基台 | 标准基台 穿龈=1mm ?=5mm 工作高度=4mm   | C-007-010501 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43324 | 基台及配件-标准短型基台 | 标准基台 穿龈=2mm ?=5mm 工作高度=4mm   | C-007-010502 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43325 | 基台及配件-标准短型基台 | 标准基台 穿龈=3mm ?=5mm 工作高度=4mm   | C-007-010503 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43326 | 基台及配件-标准短型基台 | 标准基台 穿龈=4mm ?=5mm 工作高度=4mm   | C-007-010504 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43327 | 基台及配件-标准短型基台 | 标准基台 穿龈=5mm ?=5mm 工作高度=4mm   | C-007-010505 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43328 | 基台及配件-标准短型基台 | 标准基台 穿龈=6mm ?=5mm工作高度=4mm    | C-007-010506 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43329 | 基台及配件-标准长型基台 | 标准基台 穿龈=1mm ?=5mm 工作高度=7mm   | C-007-020501 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43330 | 基台及配件-标准长型基台 | 标准基台穿龈=2mm ?=5mm 工作高度=7mm    | C-007-020502 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43331 | 基台及配件-标准长型基台 | 标准基台穿龈=3mm ?=5mm 工作高度=7mm    | C-007-020503 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43332 | 基台及配件-标准长型基台 | 标准基台 穿龈=4mm ?=5mm 工作高度=7mm   | C-007-020504 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43333 | 基台及配件-标准长型基台 | 标准基台 穿龈=5mm ?=5mm 工作高度=7mm   | C-007-020505 | 德国Medentis medical GmbH |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格                           | 产品型号         | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|--------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|------|
| QHZB43334 | 基台及配件-标准长型基台 | 标准基台 穿龈=6mm ?=5mm 工作高度=7mm     | C-007-020506 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43335 | 基台及配件-宽颈短型基台 | 宽颈基台 穿龈=1mm ?=6.5mm 工作高度=4mm   | C-007-016501 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43336 | 基台及配件-宽颈短型基台 | 宽颈基台 穿龈=2mm ?=6.5mm 工作高度=4mm   | C-007-016502 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43337 | 基台及配件-宽颈短型基台 | 宽颈基台 穿龈=3mm ?=6.5mm 工作高度=4mm   | C-007-016503 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43338 | 基台及配件-宽颈长型基台 | 宽颈基台 穿龈=1mm ?=6.5mm 工作高度=7mm   | C-007-026501 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43339 | 基台及配件-宽颈长型基台 | 宽颈基台 穿龈=2mm ?=6.5mm 工作高度=7mm   | C-007-026502 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43340 | 基台及配件-宽颈长型基台 | 宽颈基台 穿龈=3mm ?=6.5mm 工作高度=7mm   | C-007-026503 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43341 | 基台及配件-窄颈实心基台 | 实心基台 穿龈=1mm ?=4.1mm 工作高度=5.5mm | C-021-063401 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43342 | 基台及配件-窄颈实心基台 | 实心基台 穿龈=1mm ?=4.1mm 工作高度=5.5mm | C-021-063402 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43343 | 基台及配件-窄颈实心基台 | 实心基台 穿龈=1mm ?=4.1mm 工作高度=5.5mm | C-021-063403 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43344 | 基台及配件-宽颈实心基台 | 实心基台 穿龈=1mm ?=5mm 工作高度=5.5mm   | C-021-065001 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43345 | 基台及配件-宽颈实心基台 | 实心基台 穿龈=2mm ?=5mm 工作高度=5.5mm   | C-021-065002 | 德国Medentis medical GmbH |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格                            | 产品型号         | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|--------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|------|
| QHZB43346 | 基台及配件-宽颈实心基台 | 实心基台 穿龈=2mm ?=5mm 工作高度=5.5mm    | C-021-065003 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43347 | 基台及配件-通用基台   | 通用基台 穿龈=9.5mm ?=5.2mm           | C-009-100001 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43348 | 基台及配件-通用基台   | 通用基台 穿龈=14.5mm ?=5.2mm          | C-009-100002 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43349 | 基台及配件-套筒冠    | 套筒冠 穿龈=9mm ?=7mm                | C-009-020001 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43350 | 牙科塑料基底       | 杆卡式基底（六角塑料可燃）穿龈=2.7mm ?=4.5mm   | C-011-030001 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43351 | 牙科塑料基底       | 杆卡式基底（非六角塑料可燃）穿龈=2.7mm ??=4.5mm | C-011-030002 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43352 | 基底           | 杆卡式基底（钛）穿龈=2.7mm ?=4.5mm        | C-011-020002 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43353 | 基底           | 杆卡式基底（钛）穿龈=7.2mm ?=4.5mm        | C-011-020003 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43354 | 牙科塑料基底       | 塑料可燃基台（六角）穿龈=1mm ?=5mm          | C-008-030001 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43355 | 牙科塑料基底       | 塑料可燃基台（非六角）??穿龈=1mm ?=5mm       | C-008-030002 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43356 | 基底           | 粘贴基台 穿龈=4.8mm ?=4.4mm 工作高度=4mm  | C-029-000002 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43357 | 基底           | 粘贴基台 穿龈=4.5mm ?=4.4mm 工作高度=4mm  | C-029-000004 | 德国Medentis medical GmbH |      |



| 流水号       | 产品名称       | 产品规格                                  | 产品型号         | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|------------|---------------------------------------|--------------|-------------------------|------|
| QHZB43358 | 基底         | 杆卡粘贴基台 穿龈=3.8mm<br>?=3.8mm 工作高度=4.3mm | C-029-001001 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43359 | 基台及配件-角度基台 | 15° 角度基台 穿龈=1.5mm<br>?=5mm 工作高度=7mm   | C-010-020015 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43360 | 基台及配件-角度基台 | 15° 角度基台 穿龈=2.5mm<br>?=5mm 工作高度=7mm   | C-010-020025 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43361 | 基台及配件-角度基台 | 15° 角度基台 穿龈=3.5mm<br>?=5mm 工作高度=7mm   | C-010-020035 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43362 | 基台及配件-角度基台 | 15° 角度基台 穿龈=5mm ?=5mm<br>工作高度=7mm     | C-010-020050 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43363 | 基台及配件-角度基台 | 25° 角度基台 穿龈=1.5mm<br>?=5mm 工作高度=7mm   | C-010-040015 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43364 | 基台及配件-角度基台 | 25° 角度基台 穿龈=2.5mm<br>?=5mm 工作高度=7mm   | C-010-040025 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43365 | 基台及配件-角度基台 | 25° 角度基台 穿龈=3.5mm<br>?=5mm 工作高度=7mm   | C-010-040035 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43366 | 基台及配件-角度基台 | 25° 角度基台 穿龈=5mm??=5mm<br>工作高度=7mm     | C-010-040050 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43367 | 直基台        | 美学直基台 穿龈=1mm??=5mm 工<br>作高度=7mm       | C-010-010010 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43368 | 直基台        | 美学直基台 穿龈=3mm??=5mm 工<br>作高度=7mm       | C-010-010030 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43369 | 球型基台       | 球帽基台 穿龈=1mm ?=2.25mm                  | C-022-060001 | 德国Medentis medical GmbH |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格                                     | 产品型号         | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|------|------------------------------------------|--------------|-------------------------|------|
| QHZB43370 | 球型基台 | 球帽基台 穿龈=2mm ?=2.25mm                     | C-022-060002 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43371 | 球型基台 | 球帽基台 穿龈=3mm ?=2.25mm                     | C-022-060003 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43372 | 球型基台 | 球帽基台 穿龈=4mm ?=2.25mm                     | C-022-060004 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43373 | 直基台  | ICX-multi 直基台 H=1mm<br>K=2.2mm           | C-020-750010 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43374 | 直基台  | ICX-multi 直基台 H=2mm<br>K=2.2mm           | C-020-750020 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43375 | 直基台  | ICX-multi 直基台 H=3mm<br>K=2.2mm           | C-020-750030 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43376 | 角度基台 | 17° ICX-multi 六角式角度基台<br>H=0.5mm K=2.2mm | C-020-751705 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43377 | 角度基台 | 17° ICX-multi 六角式角度基台<br>H=1.5mm K=2.2mm | C-020-751715 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43378 | 角度基台 | 17° ICX-multi 六角式角度基台<br>H=3.5mm K=2.2mm | C-020-751735 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43379 | 角度基台 | 17° ICX-multi 非六角角度基台<br>H=0.5mm K=2.2mm | C-020-851705 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43380 | 角度基台 | 17° ICX-multi 非六角角度基台<br>H=1.5mm K=2.2mm | C-020-851715 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43381 | 角度基台 | 17° ICX-multi 非六角角度基台<br>H=3.5mm K=2.2mm | C-020-851735 | 德国Medentis medical GmbH |      |

| 流水号       | 产品名称 | 产品规格              | 产品型号         | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|------|-------------------|--------------|-------------------------|------|
| QHZB43382 | 覆盖帽  | ICX-multi 保护帽     | C-003-000005 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43383 | 修复帽  | ICX-multi 钛修复帽    | C-020-951120 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43384 | 基底   | ICX-multi 粘贴基底    | C-029-002010 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43385 | 螺丝起  | ICX 手动型六角螺丝刀1.2mm | C-015-100030 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43386 | 螺丝起  | ICX-multi 直基台螺丝刀  | C-020-000001 | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43387 | 手术导板 | 导板工具              | BS-100001    | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43388 | 手术导板 | 导板工具              | BS-100005    | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43389 | 手术导板 | 导板工具              | BS-110000    | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43390 | 手术导板 | 导板工具              | BS-100002    | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43391 | 手术导板 | 导板工具              | BS-100003    | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43392 | 手术导板 | 导板工具              | BS-100004    | 德国Medentis medical GmbH |      |
| QHZB43393 | 手术导板 | 导板工具              | BS-150000    | 德国Medentis medical GmbH |      |

| 流水号       | 产品名称                   | 产品规格                                            | 产品型号                                     | 生产企业                                     | 挂网企业                |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| QHZB43394 | 手术导板                   | 导板工具                                            | BS-100006                                | 德国Medentis medical GmbH                  |                     |
| QHZB43395 | 手术导板                   | 导板工具                                            | BS-100007                                | 德国Medentis medical GmbH                  |                     |
| QHZB43396 | 手术导板                   | 导板工具                                            | BS-100008                                | 德国Medentis medical GmbH                  |                     |
| QHZB43397 | 手术导板                   | 导板工具                                            | BS-100009                                | 德国Medentis medical GmbH                  |                     |
| QHZB43398 | 手术导板                   | 导板工具                                            | BS-100010                                | 德国Medentis medical GmbH                  |                     |
| QHZB4408  | 活检针                    | 16G*20cm                                        | 16G*20cm                                 | 意大利 GALLINI 股份公司                         |                     |
| QHZB4411  | 骨诱导磷酸钙生物陶瓷(商品名：骨诱导人工骨) | 0.25g\$0.5g\$1.0g\$2.0g                         | HT/G0312\$TH/G0312\$HTL/G0312\$THL/G0312 | 四川大学生物材料工程研究中心                           |                     |
| QHZB4412  | 骨诱导磷酸钙生物陶瓷(商品名：骨诱导人工骨) | 0.25g\$0.5g\$1.0g                               | HT/P01\$TH/P01\$HTL/P01\$THL/P01         | 四川大学生物材料工程研究中心                           |                     |
| QHZB44125 | 贴面粘固剂和试色糊剂             | 套装，含：水门汀3g/支*5支，试色糊剂2g/支*5支，5ml粘接剂，3ml酸蚀剂及注射头若干 | 8718                                     | 美国 3M ESPE DENTAL PRODUCTS               |                     |
| QHZB44129 | 探针Probe                | 120支/箱                                          | Florida Probe                            | 美国Florida Probe Corporation              |                     |
| QHZB4413  | 骨诱导磷酸钙生物陶瓷(商品名：骨诱导人工骨) | 0.25g\$0.5g\$1.0g\$2.0g\$3.0g\$5.0g             | HT/P1220\$TH/P1220\$HTL/P1220\$THL/P1220 | 四川大学生物材料工程研究中心                           |                     |
| QHZB44130 | 牙科喷砂粉                  | 300g/瓶                                          | AIR-FLOW Classic                         | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |

| 流水号       | 产品名称                   | 产品规格                                | 产品型号                                     | 生产企业                                     | 挂网企业                |
|-----------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| QHZB44131 | 牙科喷砂粉                  | 120/瓶                               | Powder AIR-FLOW perio                    | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44132 | 牙科喷砂粉                  | 200g/瓶                              | Powder AIR-FLOW soft                     | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44133 | 工作尖                    | 1支/包                                | A                                        | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44134 | 工作尖                    | 1支/包                                | B                                        | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44135 | 工作尖                    | 1支/包                                | H                                        | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44136 | 工作尖                    | 1支/包                                | D                                        | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44137 | 工作尖                    | 1支/包                                | E                                        | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44138 | 工作尖                    | 1支/包                                | F                                        | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44139 | 工作尖                    | 1支/包                                | G                                        | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB4414  | 骨诱导磷酸钙生物陶瓷(商品名：骨诱导人工骨) | 0.25g\$0.5g\$1.0g\$2.0g\$3.0g\$5.0g | HT/P1020\$TH/P1020\$HTL/P1020\$THL/P1020 | 四川大学生物材料工程研究中心                           |                     |
| QHZB44140 | 工作尖                    | 1支/包                                | P                                        | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44141 | 工作尖                    | 1支/包                                | PS                                       | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |

| 流水号       | 产品名称                   | 产品规格                                      | 产品型号                                     | 生产企业                                     | 挂网企业                |
|-----------|------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| QHZB44142 | 工作尖                    | 1支/包                                      | PL1                                      | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44143 | 工作尖                    | 1支/包                                      | PL2                                      | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44144 | 工作尖                    | 1支/包                                      | PL3                                      | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44145 | 工作尖                    | 1支/包                                      | PL4                                      | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44146 | 工作尖                    | 1支/包                                      | PL5                                      | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44147 | 工作尖                    | 1支/包                                      | SM                                       | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44148 | 工作尖                    | 1支/包                                      | SD                                       | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44149 | 工作尖                    | 1支/包                                      | SB                                       | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB4415  | 骨诱导磷酸钙生物陶瓷(商品名：骨诱导人工骨) | 0. 25g\$0. 5g\$1. 0g\$2. 0g\$3. 0g\$5. 0g | HT/P2040\$TH/P2040\$HTL/P2040\$THL/P2040 | 四川大学生物材料工程研究中心                           |                     |
| QHZB44150 | 工作尖                    | 1支/包                                      | DPL3                                     | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44151 | 工作尖                    | 1支/包                                      | RT1                                      | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44152 | 工作尖                    | 1支/包                                      | RT2                                      | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |

| 流水号       | 产品名称                   | 产品规格       | 产品型号                                                     | 生产企业                                     | 挂网企业                |
|-----------|------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
| QHZB44153 | 工作尖                    | 1支/包       | HPL3                                                     | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44154 | 工作尖                    | 1支/包       | RT3                                                      | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44155 | 工作尖                    | 4支/罐       | PI                                                       | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44156 | 工作尖                    | 6支/罐       | ESI                                                      | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44157 | 工作尖                    | 6支/罐       | Endod ontic files                                        | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44158 | 工作尖                    | 1支/包       | File Holder 90°                                          | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB44159 | 工作尖                    | 1支/包       | File Holder 120°                                         | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB4416  | 骨诱导磷酸钙生物陶瓷(商品名：骨诱导人工骨) | 2块\$3块\$4块 | HT/C5*5*20\$TH/C5*5*20\$HTL/C5*5*20\$THL/C5*5*20         | 四川大学生物材料工程研究中心                           |                     |
| QHZB44160 | 工作尖                    | 1支/包       | File Holder 180°                                         | 瑞士E. M. S. ELECTRO MEDICAL SYSTEMS S. A. | 医迈斯电子医疗系统贸易（上海）有限公司 |
| QHZB4417  | 骨诱导磷酸钙生物陶瓷(商品名：骨诱导人工骨) | 2块\$3块\$4块 | HT/C4*4*40\$TH/C4*4*40\$HTL/C4*4*40\$THL/C4*4*40         | 四川大学生物材料工程研究中心                           |                     |
| QHZB4418  | 骨诱导磷酸钙生物陶瓷(商品名：骨诱导人工骨) | 1块\$2块     | HT/C10*10*20\$TH/C10*10*20\$HTL/C10*10*20\$THL/C10*10*20 | 四川大学生物材料工程研究中心                           |                     |
| QHZB4419  | 骨诱导磷酸钙生物陶瓷(商品名：骨诱导人工骨) | 2块\$3块\$4块 | HT/Φ6*20\$TH/Φ6*20\$HTL/Φ6*20\$THL/Φ6*20                 | 四川大学生物材料工程研究中心                           |                     |

| 流水号       | 产品名称                                      | 产品规格                                                                                         | 产品型号                   | 生产企业                             | 挂网企业              |
|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|
| QHZB4420  | 妇女外用抗菌器(泡腾片)                              | 1.5g/片                                                                                       | 1.5g/片                 | 郑州康金瑞健康产业有限公司                    |                   |
| QHZB4421  | 胶原蛋白海绵                                    | 2*2*0.4cm\$3*4*0.4cm\$3*5*0.4cm\$4*6*0.2cm\$5*5*0.2cm\$5*5*0.4cm\$8*5*0.4cm\$5*10*0.4cm\$8*1 | /                      | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司                | 北京科劳得生物制品技术开发有限公司 |
| QHZB4423  | 单组分光固化自酸蚀粘接剂<br>(商品名: One Coat 7.0)       | /                                                                                            | 7049                   | 瑞士 Coltene/Whaledent AG          |                   |
| QHZB4424  | 牙科复合树脂充填材料(商品名: SwissTec Composite)       | /                                                                                            | /                      | 瑞士 Coltene/Whaledent AG          |                   |
| QHZB4425  | 橡皮障夹                                      | 各号                                                                                           | /                      | 美国 Coltene/Whaledent Inc.        |                   |
| QHZB4426  | 打磨抛光条                                     | 12条 / 包                                                                                      | 570004\$570006\$570008 | 德国 Coltene/Whaledent GmbH+Co. KG |                   |
| QHZB4427  | 暂封性充填材料(商品名: Coltosol F氧化锌暂封材)            | 38g/瓶                                                                                        | 5906                   | 瑞士康特齿科集团                         |                   |
| QHZB4428  | 牙科咬合记录硅橡胶印模材<br>(商品名: Jet Blue Bite fast) | /                                                                                            | 6495\$6491             | 瑞士 Coltene/Whaledent AG          |                   |
| QHZB44285 | 双固化树脂粘固剂                                  | /                                                                                            | 4.0g/支                 | 墨西哥Conamco S.A. de C.V.          |                   |
| QHZB4429  | 牙科光固化粘接材料                                 | /                                                                                            | 7630\$5640             | 瑞士 Coltene/Whaledent AG          |                   |
| QHZB44294 | 正畸粘接剂                                     | 3.5g/支                                                                                       | 3.5g/支                 | 墨西哥Conamco S.A. de C.V.          |                   |
| QHZB44297 | 光固化树脂                                     | 4.0g/支                                                                                       | 4.0g/支*4               | 墨西哥Conamco S.A. de C.V.          |                   |



| 流水号       | 产品名称                                              | 产品规格                                                            | 产品型号                                       | 生产企业                          | 挂网企业 |
|-----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------|
| QHQB4430  | 氢氧化钙临时冠桥粘接剂(商品名: Provicol/Provicol C/Provicol QM) | 5ml, 10型混合头基质25g, 催化剂25g 2×65g, 6型混合头5×2"                       | 1074\$1075\$1076\$1078                     | 德国 Voco GmbH                  |      |
| QHQB44300 | 聚羧酸锌粘接用水门汀                                        | /                                                               | 粉末: 15g/瓶, 液体: 15ml/瓶                      | 墨西哥Conamco S.A. de C.V.       |      |
| QHQB44301 | 聚羧酸锌粘接用水门汀                                        | /                                                               | 粉末: 50g/瓶, 液体: 15ml/瓶                      | 墨西哥Conamco S.A. de C.V.       |      |
| QHQB44302 | 根管桩                                               | #0                                                              | #0                                         | 意大利OVERFIBERS S. r. l. 奥伟福博公司 |      |
| QHQB44303 | 根管桩                                               | #1                                                              | #1                                         | 意大利OVERFIBERS S. r. l. 奥伟福博公司 |      |
| QHQB44304 | 根管桩                                               | #2                                                              | #2                                         | 意大利OVERFIBERS S. r. l. 奥伟福博公司 |      |
| QHQB44305 | 根管桩                                               | #3                                                              | #3                                         | 意大利OVERFIBERS S. r. l. 奥伟福博公司 |      |
| QHQB44306 | 根管桩                                               | #4                                                              | #4                                         | 意大利OVERFIBERS S. r. l. 奥伟福博公司 |      |
| QHQB4431  | 脱敏剂(商品名: 双氟12)                                    | 单支装:10g/瓶\$套装:4g, 10ml溶剂\$大包装:3×10g, 10ml溶剂及Pele Tim\$一次性包装:50支 | 1033\$1035\$1120\$1121\$1234               | 德国 Voco GmbH                  |      |
| QHQB4436  | 钛骨锥形种植体(外连), 配多功能杆                                | 直径5.0mm, 长8mm\$直径5.0mm, 长10mm\$直径5.0mm, 长11.5mm\$直径5.0mm, 长13mm | 09ITX5508\$09ITX5510\$09ITX5511\$09ITX5513 | 意大利 leader Italia S.r.l       |      |
| QHQB4437  | 钛骨超短锥形种植体(外连), 配多功能杆                              | 直径 5.0mm, 长 5 mm                                                | 09ITX5005                                  | 意大利 leader Italia S.r.l       |      |
| QHQB4438  | 钛骨“S”型种植体                                         | 直径3.75mm, 长 10mm, 颈高1.8mm\$直径3.75mm, 长11.5mm, 颈高1.8mm\$直径       | 09ITST3710\$09ITST3711\$09ITST3713/18      | 意大利 leader Italia S.r.l       |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格                                                               | 产品型号                                              | 生产企业                          | 挂网企业 |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| QHZB4439  | 钛骨“S”型种植体   | 直径3.75mm, 长 10mm, 颈高 2.8mm\$直径3.75mm, 长 11.5mm, 颈高2.8mm\$直径        | 09ITST3710\$09ITST3711\$09ITST3713/28             | 意大利 leader Italia S.r.l       |      |
| QHZB4440  | 钛骨“S”型种植体   | 直径4.5mm, 长 10mm, 颈高 1.8mm\$直径4.5mm, 长 11.5mm, 颈高1.8mm\$直径4.5mm, 长  | 09ITST4510\$09ITST4511\$09ITST4513/18             | 意大利 leader Italia S.r.l       |      |
| QHZB4441  | 钛骨“S”型种植体   | 直径4.5mm, 长 10mm, 颈高 2.8mm\$直径4.5mm, 长 11.5mm, 颈高2.8mm\$直径4.5mm, 长  | 09ITST4510\$09ITST4511\$09ITST4513/28             | 意大利 leader Italia S.r.l       |      |
| QHZB4442  | 聚羧酸水门汀      | 普通粉 (Powder)\$快速粉 (Powder, fast set)\$通用液 (Universal Liquid)\$低粘稠度 | /                                                 | 德国 3M Deutschland GmbH        |      |
| QHZB4443  | 光固化玻璃离子水门汀  | 玻璃离子修复材料(Vitremer Core Buildup/Restorative)                        | /                                                 | 美国 3M ESPE Dental Products    |      |
| QHZB4444  | 加聚硅橡胶咬合记录材料 | Imprint TM Bite                                                    | /                                                 | 德国 3M Deutschland GmbH        |      |
| QHZB4445  | 光固化填充树脂     | 注射管装\$子弹装                                                          | 0.25x50粒/盒:<br>A1\$0.25x50粒/盒:<br>A2\$0.25x50粒/盒: | 德国 Voco GmbH                  |      |
| QHZB4448  | 齿科脱敏剂       | 管装\$片剂装                                                            | 无                                                 | 德国 Voco GmbH                  |      |
| QHZB44481 | 矫正器         | 软 大号                                                               | A1 LARGE                                          | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44482 | 矫正器         | 软 中号                                                               | A1 MEDIUM                                         | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44483 | 矫正器         | 中硬 大号                                                              | A2 LARGE                                          | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44484 | 矫正器         | 中硬 中号                                                              | A2 MEDIUM                                         | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格  | 产品型号                         | 生产企业                          | 挂网企业 |
|-----------|---------|-------|------------------------------|-------------------------------|------|
| QHZB44485 | 矫正器     | 硬 大号  | A3 LARGE                     | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44486 | 矫正器     | 硬 中号  | A3 MEDIUM                    | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44487 | 矫正器     | 硬 大号  | I3 LARGE                     | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44488 | 矫正器     | 硬 中号  | I3 MEDIUM                    | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44489 | 矫正器     | 硬 小号  | I3 SMALL                     | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB4449  | 牙科树脂粘接剂 | 6g    | Adper Single Bong 2 Adhesive | 美国 3M ESPE Dental Products    |      |
| QHZB44490 | 矫正器     | 硬 中号  | I3H MEDIUM                   | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44491 | 矫正器     | 软 大号  | I3N LARGE                    | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44492 | 矫正器     | 软 中号  | I3N MEDIUM                   | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44493 | 矫正器     | 软 小号  | I3N SMALL                    | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44494 | 矫正器     | 蓝软 大号 | J1 LARGE BLUE                | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44495 | 矫正器     | 粉软 大号 | J1 LARGE PINK                | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格                                   | 产品型号                                   | 生产企业                          | 挂网企业 |
|-----------|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------|
| QHZB44496 | 矫正器         | 蓝软 中号                                  | J1 MEDIUM BLUE                         | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44497 | 矫正器         | 粉软 中号                                  | J1 MEDIUM PINK                         | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44498 | 矫正器         | 蓝，中硬 大号                                | J2 LARGE BLUE                          | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44499 | 矫正器         | 红，中硬 大号                                | J2 LARGE RED                           | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB4450  | 可铸造基台（普通金属） | 4.5*11.7\$5.2*11.7\$5.7*11.7\$6.5*11.7 | ISPCH410\$ISPCH510\$ISPCH610\$ISPCH710 | 韩国 Neobiotech Co., Ltd.       |      |
| QHZB44500 | 矫正器         | 蓝，中硬 中号                                | J2 MEDIUM BLUE                         | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44501 | 矫正器         | 红，中硬 中号                                | J2 MEDIUM RED                          | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44502 | 矫正器         | 蓝 硬 大号                                 | J3 LARGE BLUE                          | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44503 | 矫正器         | 红 硬 大号                                 | J3 LARGE RED                           | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44504 | 矫正器         | 蓝 硬 中号                                 | J3 MEDIUM BLUE                         | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44505 | 矫正器         | 红 硬 中号                                 | J3 MEDIUM RED                          | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44506 | 矫正器         | 软 大号                                   | K1 LARGE                               | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格                                   | 产品型号                                   | 生产企业                          | 挂网企业 |
|-----------|------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|------|
| QHZB44507 | 矫正器        | 软 中号                                   | K1 MEDIUM                              | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44508 | 矫正器        | 软 小号                                   | K1 SMALL                               | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44509 | 矫正器        | 硬 大号                                   | K2 LARGE                               | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB4451  | 可铸造基台（贵金属） | 4.5*11.7\$5.2*11.7\$5.7*11.7\$6.5*11.7 | ISPCN410\$ISPCN510\$ISPCN610\$ISPCN710 | 韩国 Neobiotech Co., Ltd.       |      |
| QHZB44510 | 矫正器        | 硬 中号                                   | K2 MEDIUM                              | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44511 | 矫正器        | 硬 小号                                   | K2 SMALL                               | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44512 | 矫正器        | 硬 中号                                   | K3 MEDIUM                              | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44513 | 矫正器        | 软 大号                                   | T1 LARGE                               | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44514 | 矫正器        | 软 中号                                   | T1 MEDIUM                              | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44515 | 矫正器        | 大号                                     | T2 LARGE                               | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44516 | 矫正器        | 硬                                      | T2 MEDIUM                              | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44517 | 矫正器        | 大号                                     | T4 LARGE                               | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |

| 流水号       | 产品名称       | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                  | 生产企业                          | 挂网企业 |
|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|
| QHZB44518 | 矫正器        | 硬                                                                                              | T4 MEDIUM                                                             | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44519 | 矫正器        | /                                                                                              | TMD                                                                   | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB4452  | 闭口式印模帽     | 4.5*11.5\$5.2*11.5\$5.7*11.5\$6.5*11.5                                                         | ISPIC411\$ISPIC511\$ISPIC611\$ISPIC711                                | 韩国 Neobiotech Co., Ltd.       |      |
| QHZB44520 | 矫正器        | /                                                                                              | TMJ                                                                   | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44521 | 矫正器        | 止鼾器                                                                                            | TMJ-MBV S1                                                            | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44522 | 矫正器        | S2                                                                                             | TMJ-MBV S2                                                            | 澳大利亚Myofunctional Research Co |      |
| QHZB44526 | 光固化玻璃离子水门汀 | 色号                                                                                             | A2\$A3\$A3.5                                                          | 株式会社ジーシー                      |      |
| QHZB44527 | 玻璃离子水门汀    | 颜色：粉色                                                                                          | 型号：胶囊型                                                                | 株式会社ジーシー                      |      |
| QHZB44528 | 玻璃离子水门汀    | 颜色：白色                                                                                          | 型号：胶囊型                                                                | 株式会社ジーシー                      |      |
| QHZB44529 | 玻璃离子水门汀    | 粉液型                                                                                            | 粉色\$白色                                                                | 株式会社ジーシー                      |      |
| QHZB4453  | 愈合基台       | 4.8*3.0\$4.8*4.0\$4.8*5.0\$4.8*6.0\$4.8*7.0\$5.5*2.0\$5.5*3.0\$5.5*4.0\$5.5*5.0\$5.5*6.0\$5.5* | \$ISH403\$ISH404\$ISH405\$ISH406\$ISH407\$ISH502\$ISH503\$ISH504\$ISH | 韩国 Neobiotech Co., Ltd.       |      |
| QHZB44530 | 齿面处理剂      | /                                                                                              | 25g（23.8ml）/瓶                                                         | 株式会社ジーシー                      |      |

| 流水号       | 产品名称          | 产品规格                                                                                               | 产品型号                                                                  | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| QHZB44533 | 光固化复合树脂 前牙色系  | XBW\$BW\$A1\$A2\$A3\$A3.5\$A4\$B1\$B2\$B3\$C3\$D2\$CV\$CVD\$A02\$A03\$A04\$WT\$DT\$CT\$NT\$GT\$CVT | 包装规格1.6ml/支                                                           | 而至陶齿工业株式会社              |      |
| QHZB44534 | 光固化复合树脂 后牙色系  | P-A1\$P-A2\$P-A3\$P-A3.5\$P-WT\$P-NT                                                               | 包装规格1.6ml/支                                                           | 而至陶齿工业株式会社              |      |
| QHZB44538 | 护牙素           | /                                                                                                  | GC Tooth Mousse\$GC Tooth Mousse Plus                                 | 株式会社ジーシー                |      |
| QHZB4454  | 种植体           | 3.5*8.5\$3.5*10\$3.5*11.5\$3.5*13\$4.0*7.3\$4.0*8.5\$4.0*10\$4.0*11.5\$4.0*13\$4.5*7.3\$4.5*8.5    | IS308\$IS310\$IS311\$IS313\$IS407\$IS408\$IS410\$IS411\$IS413\$IS4507 | 韩国 Neobiotech Co., Ltd. |      |
| QHZB44543 | 而至快速自凝基托树脂 粉剂 | 35g/瓶\$100g/瓶\$250g/瓶                                                                              | 型号: UNIFAST Trad;<br>色号: 象牙色 粉剂                                       | 而至陶齿工业株式会社              |      |
| QHZB44544 | 而至快速自凝基托树脂 粉剂 | 35g/瓶\$100g/瓶\$250g/瓶                                                                              | 型号: UNIFAST Trad;<br>色号: 深象牙色 粉剂                                      | 而至陶齿工业株式会社              |      |
| QHZB44545 | 而至快速自凝基托树脂 粉剂 | 35g/瓶\$100g/瓶\$250g/瓶                                                                              | 型号: UNIFAST Trad;<br>色号: 浅象牙色 粉剂                                      | 而至陶齿工业株式会社              |      |
| QHZB44546 | 而至快速自凝基托树脂 粉剂 | 35g/瓶\$100g/瓶\$250g/瓶                                                                              | 型号: UNIFAST Trad;<br>色号: 粉色#3 粉剂                                      | 而至陶齿工业株式会社              |      |
| QHZB44547 | 而至快速自凝基托树脂 粉剂 | 35g/瓶\$100g/瓶\$250g/瓶                                                                              | 型号: UNIFAST Trad;<br>色号: 深粉色#4 粉剂                                     | 而至陶齿工业株式会社              |      |
| QHZB44548 | 而至快速自凝基托树脂 粉剂 | 35g/瓶\$100g/瓶\$250g/瓶                                                                              | 型号: UNIFAST Trad;<br>色号: 自然浅粉色#6 粉剂                                   | 而至陶齿工业株式会社              |      |
| QHZB44549 | 而至快速自凝基托树脂 粉剂 | 35g/瓶\$100g/瓶\$250g/瓶                                                                              | 型号: UNIFAST Trad;<br>色号: 自然深粉色#7 粉剂                                   | 而至陶齿工业株式会社              |      |
| QHZB4455  | 单冠 开口式转移杆     | 4.8*12\$4.5*12\$5.5*12\$6.0*12\$4.8*15\$5.5*15\$6.0*15                                             | ISIPH411\$ISIPH450\$ISIPH511\$ISIPH611\$ISIPHL411\$ISIPHL511\$ISIP    | 韩国 Neobiotech Co., Ltd. |      |

| 流水号       | 产品名称          | 产品规格                                                           | 产品型号                                                               | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| QHZB44550 | 而至快速自凝基托树脂 粉剂 | 35g/瓶\$100g/瓶\$250g/瓶                                          | 型号: UNIFAST Trad;<br>色号: 仿生粉色#8 粉剂                                 | 而至陶齿工业株式会社              |      |
| QHZB44555 | 而至快速自凝基托树脂 液剂 | 100g/瓶\$250g/瓶                                                 | 型号: UNIFAST Trad;<br>色号: 深粉色#4 液剂                                  | 而至陶齿工业株式会社              |      |
| QHZB44556 | 而至快速自凝基托树脂 液剂 | 100g/瓶\$250g/瓶                                                 | 型号: UNIFAST Trad;<br>色号: 自然浅粉色#6 液剂                                | 而至陶齿工业株式会社              |      |
| QHZB44557 | 而至快速自凝基托树脂 液剂 | 100g/瓶\$250g/瓶                                                 | 型号: UNIFAST Trad;<br>色号: 自然深粉色#7 液剂                                | 而至陶齿工业株式会社              |      |
| QHZB44558 | 而至快速自凝基托树脂 液剂 | 100g/瓶\$250g/瓶                                                 | 型号: UNIFAST Trad;<br>色号: 仿生粉色#8 液剂                                 | 而至陶齿工业株式会社              |      |
| QHZB4456  | 无六角 开口式转移杆    | 4.0*12\$4.8*12\$4.5*12\$5.5*12\$6.0*12\$4.8*15\$5.5*15\$6.0*15 | ISIPN400\$ISIPN411\$ISIPN450\$ISIPN511\$ISIPN611\$ISIPNL411\$ISIPN | 韩国 Neobiotech Co., Ltd. |      |
| QHZB4457  | 桥体 开口式转移杆     | 4.0*12\$4.8*12\$4.5*12\$5.5*12\$6.0*12\$4.8*15\$5.5*15\$6.0*15 | ISIPS400\$ISIPS411\$ISIPS450\$ISIPS511\$ISIPS611\$ISIPSL411\$ISIPS | 韩国 Neobiotech Co., Ltd. |      |
| QHZB44574 | 模型用丙烯酸树脂      | /                                                              | 粉100g, 液100g                                                       | 而至陶齿工业株式会社              |      |
| QHZB4458  | 六角 闭口式转移杆     | 4.8*12\$5.5*12\$6.0*12\$4.8*15\$5.5*15\$6.0*15                 | ISITH411\$ISITH511\$ISITH611\$ISITHL411\$ISITHL511\$ISITHL611      | 韩国 Neobiotech Co., Ltd. |      |
| QHZB44582 | 义齿重衬材料        | 套装: [粉末 90g+液体 90g (101ml)+涂层材料 12g (15ml)]/盒                  | GC Tissue Conditioner 颜色: 鲜粉红色 套装                                  | 而至陶齿工业株式会社              |      |
| QHZB44583 | 义齿重衬材料        | 粉末90g/支\$液体90g (101ml)/支\$涂层材料12g (15ml)/支                     | GC Tissue Conditioner 颜色: 白色 (white) 单品                            | 而至陶齿工业株式会社              |      |
| QHZB44584 | 义齿重衬材料        | 套装: [粉末 90g+液体 90g (101ml)+涂层材料 12g (15ml)]/盒                  | GC Tissue Conditioner 颜色: 白色 (white) 套装                            | 而至陶齿工业株式会社              |      |



| 流水号       | 产品名称           | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| QHQB44585 | 牙用输送器          | /                                                                                              | CD Dispenser III                                                    | 盐田株式会社                  |      |
| QHQB44586 | 牙用输送器          | /                                                                                              | CD Dispenser                                                        | 盐田株式会社                  |      |
| QHQB44587 | 牙用输送器          | /                                                                                              | PLASTIC SYRINGE                                                     | 大成齿科工业株式会社              |      |
| QHQB4459  | 非六角 闭口式转移杆     | 4.8*12\$5.5*12\$6.0*12\$4.8*15\$5.5*15\$6.0*15                                                 | ISITN411\$ISITN511\$ISITN611\$ISITNL411\$ISITNL511\$ISITNL611       | 韩国 Neobiotech Co., Ltd. |      |
| QHQB4460  | 用于3.5植体替代体     | 4.3*3.8                                                                                        | ISLA400                                                             | 韩国 Neobiotech Co., Ltd. |      |
| QHQB4461  | 用于4.0以上植体替代体   | 4.3*4.3                                                                                        | ISLA500                                                             | 韩国 Neobiotech Co., Ltd. |      |
| QHQB4462  | 实心基台替代体        | 4.5*4.5\$4.5*5.5\$4.5*7.0\$5.2*4.5\$5.2*5.5\$5.2*7.0\$5.7*4.5\$5.7*5.5\$5.7*7.0\$6.5*4.5\$6.5* | ISLA445\$ISLA455\$ISLA470\$ISLA545\$ISLA555\$ISLA570\$ISLA645\$ISLA | 韩国 Neobiotech Co., Ltd. |      |
| QHQB4463  | 可铸造基台（螺丝固位摩擦式） | 直径 3.3mm \$直径3.75mm\$直径5mm                                                                     | 01CLXF33\$01CLXF50                                                  | 意大利 leader Italia S.r.l |      |
| QHQB4464  | 可铸造基台（摩擦式）     | 直径 3.3mm\$直径 3.75mm\$直径5mm                                                                     | 01ACL33/3\$01ACCL4/3\$01ACLRX50A                                    | 意大利 leader Italia S.r.l |      |
| QHQB4465  | 软组织可铸造基台       | 直径 3.3mm                                                                                       | 01ATIA\$01PSACL                                                     | 意大利 leader Italia S.r.l |      |
| QHQB4466  | 球形基台           | 直径 5.5mm                                                                                       | 01AB603                                                             | 意大利 leader Italia S.r.l |      |
| QHQB4467  | 直基台            | 直径3.3mm，高2mm，穿龈直径4.5mm\$直径3.75mm，高2mm，穿龈直径4.5mm\$直径5mm，高2mm，                                   | 01HC602\$01HC604\$01HC606\$01HCX333\$01HCX334\$01HCX335\$01HCX336\$ | 意大利 leader Italia S.r.l |      |

| 流水号       | 产品名称             | 产品规格                                                     | 产品型号                                                   | 生产企业                                         | 挂网企业 |
|-----------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| QHZB4469  | 弓丝               | 0.012园\$0.014园\$0.016园\$0.018园                           | /                                                      | 有研亿金新材料股份有限公司                                |      |
| QHZB4470  | 弓丝               | 0.017*0.022方\$0.017*0.025方\$0.018*0.025方\$0.016*0.022方   | /                                                      | 有研亿金新材料股份有限公司                                |      |
| QHZB4471  | 直丝               | 0.014NiTi园直丝                                             | /                                                      | 有研亿金新材料股份有限公司                                |      |
| QHZB44724 | 静脉血管鞘            | 8.5F                                                     | I450BF85\$I451BF6\$I451BF8                             | 美国爱德华兹生命科学有限责任公司<br>Edwards Lifesciences LLC |      |
| QHZB44725 | 静脉血管鞘            | 8.5F                                                     | I650BF85\$I651BF85                                     | 美国爱德华兹生命科学有限责任公司Edwards<br>Lifesciences LLC  |      |
| QHZB4473  | 义齿基托树脂(商品名: 美丽登) | 1型1类:热凝聚合物, 粉和液, 粉剂色号29\$1型1类:热凝聚合物, 粉和液, 粉剂色号43\$1型1类:热 | /                                                      | 贺利氏古莎齿科有限公司                                  |      |
| QHZB44739 | 可乐丽菲露 SE ONE     | 4ml                                                      | 单瓶                                                     | 可乐丽则武齿科株式会社                                  |      |
| QHZB4474  | 复合树脂充填材料         | /                                                        | A1\$A2\$A3\$A3.5\$B1\$B2\$C2\$0A2\$0A3\$0A3.5\$0B2\$SL | 贺利氏古莎齿科有限公司                                  |      |
| QHZB44740 | 可乐丽菲露 AP-X       | 4.6g                                                     | A2\$A3\$A3.5\$A4\$B2\$B3\$B4\$C2\$C3\$ C4\$XL\$0A3     | 可乐丽则武齿科株式会社                                  |      |
| QHZB44741 | 可乐丽菲露 遮色剂        | 4g                                                       | 亮色\$通用色                                                | 可乐丽则武齿科株式会社                                  |      |
| QHZB44742 | 可乐丽菲露SE BOND     | 处理剂1.25ml 粘结剂1.5ml                                       | 小套装                                                    | 可乐丽则武齿科株式会社                                  |      |
| QHZB44743 | 可乐丽菲露 SAC        | 8.6g                                                     | 白色\$通用色                                                | 可乐丽则武齿科株式会社                                  |      |

| 流水号       | 产品名称              | 产品规格                                                       | 产品型号                                                                       | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|-------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|
| QHZB44744 | 可乐丽菲露 玛吉斯特 LV2    | 2. 9g                                                      | A1\$A2\$A3\$A3. 5\$A4\$A6\$<br>B1\$B2\$XW\$A2D\$A3D                        | 可乐丽则武齿科株式会社    |      |
| QHZB44745 | 可乐丽菲露 S3 BOND     | 1ml \$4ml                                                  | 单瓶\$小套装                                                                    | 可乐丽则武齿科株式会社    |      |
| QHZB44746 | 帕娜碧亚 F            | 规格：A膏：1ml、2.3ml；<br>B膏：1ml； 牙质粘合用处理<br>剂：A液1ml；B液 1ml；防氧化剂 | 浅色                                                                         | 可乐丽则武齿科株式会社    |      |
| QHZB44747 | 可乐丽菲露 玛吉斯特        | 2. 0ml                                                     | A1\$A2\$A3\$A3. 5\$A4\$B2\$<br>B3\$C3\$XL\$H0\$OA2\$OA3\$<br>OA4\$E\$OC\$T | 可乐丽则武齿科株式会社    |      |
| QHZB44748 | 可乐丽菲露 DC CORE ONE | 17. 9g                                                     | 牙本质色\$白色                                                                   | 可乐丽则武齿科株式会社    |      |
| QHZB44749 | 正畸托槽              | 直丝弓托槽                                                      | 直丝弓托槽<br>0. 018/0. 022                                                     | 芜湖固力医疗器材有限公司   |      |
| QHZB4475  | 齿科粘接剂             | /                                                          | 3毫升/瓶\$5毫升/瓶                                                               | 贺利氏古莎齿科有限公司    |      |
| QHZB44750 | 正畸托槽              | 方丝弓托槽                                                      | 方丝弓托槽<br>0. 018/0. 022                                                     | 芜湖固力医疗器材有限公司   |      |
| QHZB44751 | 正畸陶瓷托槽            | 直丝弓托槽                                                      | MBT, 0. 022                                                                | 芜湖固力医疗器材有限公司   |      |
| QHZB4477  | 口腔手工工具            | 3318052                                                    | P头                                                                         | 亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB4478  | 机器锁               | 3318225                                                    | P头                                                                         | 亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |
| QHZB4479  | 钻头                | 1. 1mm*27. 5mm\$1. 5mm*27. 5mm                             | /                                                                          | 亚太医疗器材科技股份有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称                         | 产品规格                                                         | 产品型号          | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|------|
| QHZB4480  | 拍照用辅镜（玻璃）                    | 32703-32989                                                  | /             | 亚太医疗器材科技股份有限公司                           |      |
| QHZB4481  | 颌颌面骨钉                        | 1.5mm*10mm                                                   | P头            | 亚太医疗器材科技股份有限公司                           |      |
| QHZB4483  | 双固化树脂粘固剂(商品名:布费时)            | 透明色(T)\$通用色(U)\$不透明白色(W0)                                    | /             | 德国 Voco GmbH                             |      |
| QHZB4484  | 牙用锉(商品名: ProTaper Universal) | 成形锉:机用SX\$成形锉:机用S1\$成形锉:机用S2\$精修锉:机用F1\$精修锉:机用F2\$精修锉:机用F3\$ | /             | 瑞士MAILLEFER INSTRUMENTS HOLDING SARL     |      |
| QHZB4487  | 短蜡型螺丝（标准直基台平衡基牙基台）           | 31045211                                                     | 31045211      | 德国DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH   |      |
| QHZB44872 | 膜式氧合器                        | HILITE 7000LT                                                | HILITE 7000LT | 德国Medos Medizintechnik AG<br>麦道斯医疗科技股份公司 |      |
| QHZB44873 | 膜式氧合器                        | HILITE 2400LT                                                | HILITE 2400LT | 德国Medos Medizintechnik AG 麦道斯医疗科技股份公司    |      |
| QHZB44874 | 膜式氧合器                        | HILITE 800LT                                                 | HILITE 800LT  | 德国Medos Medizintechnik AG 麦道斯医疗科技股份公司    |      |
| QHZB44884 | 一次性使用血液灌流器                   | RA80                                                         | RA80          | 淄博康贝医疗器械有限公司                             |      |
| QHZB44885 | 一次性使用血液灌流器                   | RA100                                                        | RA100         | 淄博康贝医疗器械有限公司                             |      |
| QHZB44886 | 一次性使用血液灌流器                   | RA130                                                        | RA130         | 淄博康贝医疗器械有限公司                             |      |
| QHZB44887 | 一次性使用血液灌流器                   | RA150                                                        | RA150         | 淄博康贝医疗器械有限公司                             |      |

| 流水号       | 产品名称            | 产品规格                                                                            | 产品型号                                                               | 生产企业                                   | 挂网企业 |
|-----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| QHZB44888 | 一次性使用血液灌流器      | RA230                                                                           | RA200                                                              | 淄博康贝医疗器械有限公司                           |      |
| QHZB44889 | 一次性使用血液灌流器      | RA230                                                                           | RA230                                                              | 淄博康贝医疗器械有限公司                           |      |
| QHZB4489  | 螺丝(标准直基台平衡基牙基台) | 31045213                                                                        | 31045213                                                           | 德国DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH |      |
| QHZB44890 | 一次性使用血液灌流器      | RA280                                                                           | RA280                                                              | 淄博康贝医疗器械有限公司                           |      |
| QHZB44891 | 一次性使用血液灌流器      | RA330                                                                           | RA330                                                              | 淄博康贝医疗器械有限公司                           |      |
| QHZB44892 | 一次性使用血液灌流器      | YTS60                                                                           | YTS-200                                                            | 淄博康贝医疗器械有限公司                           |      |
| QHZB44893 | 一次性使用血液灌流器      | YTS60                                                                           | YTS60                                                              | 淄博康贝医疗器械有限公司                           |      |
| QHZB44894 | 一次性使用血液灌流器      | YTS150                                                                          | YTS-100                                                            | 淄博康贝医疗器械有限公司                           |      |
| QHZB44895 | 一次性使用血液灌流器      | YTS150                                                                          | YTS150                                                             | 淄博康贝医疗器械有限公司                           |      |
| QHZB44896 | 一次性使用血液灌流器      | YTS180                                                                          | YTS-160                                                            | 淄博康贝医疗器械有限公司                           |      |
| QHZB44897 | 一次性使用血液灌流器      | YTS180                                                                          | YTS180                                                             | 淄博康贝医疗器械有限公司                           |      |
| QHZB4494  | 15度基台           | 4.5*2.0\$4.5*3.0\$4.5*4.0\$5.2*2.0\$5.2*3.0\$5.2*4.0\$5.7*2.0\$5.7*3.0\$5.7*4.0 | ISAHA1427\$ISAHA1437\$ISAHA1447\$ISAHA1527\$ISAHA1537\$ISAHA1547\$ | 韩国Neobiotech Co., Ltd.                 |      |

| 流水号      | 产品名称              | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                   | 挂网企业 |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| QHZB4495 | 25度基台             | 4.5*2.0\$4.5*3.0\$4.5*4.0\$5.2*2.0\$5.2*3.0\$5.2*4.0                                           | ISAHA2427\$ISAHA2437\$ISAHA2447\$ISAHA2527\$ISAHA2537\$ISAHA2547\$  | 韩国Neobiotech Co., Ltd. |      |
| QHZB4496 | 一体式修复基台           | 4.5*2.0 长度7.0                                                                                  | ISAE427                                                             | 韩国Neobiotech Co., Ltd. |      |
| QHZB4497 | 愈合基台              | 4.8*2.0                                                                                        | ISH402                                                              | 韩国Neobiotech Co., Ltd. |      |
| QHZB4498 | SCRIP修复可研磨基台（分体式） | ISAS414\$ISAS415\$ISAS417\$ISAS424\$ISAS425\$ISAS427\$ISAS434\$ISAS435\$ISAS437\$ISAS444\$ISAS | ISAS414\$ISAS415\$ISAS417\$ISAS424\$ISAS425\$ISAS427\$ISAS434\$ISAS | 韩国Neobiotech Co., Ltd. |      |
| QHZB4499 | 固定修复基台（一体式）       | ISAE414\$ISAE415\$ISAE417\$ISAE424\$ISAE425\$ISAE434\$ISAE435\$ISAE437\$ISAE444\$ISAE445\$ISAE | ISAE414\$ISAE415\$ISAE417\$ISAE424\$ISAE425\$ISAE434\$ISAE435\$ISAE | 韩国Neobiotech Co., Ltd. |      |
| QHZB4500 | 临时基台              | /                                                                                              | ISAHT560\$ISAHT580\$ISANT560\$ISANT580\$ISAST560\$ISAST580          | 韩国Neobiotech Co., Ltd. |      |
| QHZB4501 | 修复基台（非六角）         | ISAN414\$ISAN415\$ISAN417\$ISAN424\$ISAN425\$ISAN427\$ISAN434\$ISAN435\$ISAN437\$ISAN444\$ISAN | ISAN414\$ISAN415\$ISAN417\$ISAN424\$ISAN425\$ISAN427\$ISAN434\$ISAN | 韩国Neobiotech Co., Ltd. |      |
| QHZB4502 | 修复基台（分体式）         | ISAH414\$ISAH415\$ISAH417\$ISAH424\$ISAH425\$ISAH427\$ISAH434\$ISAH435\$ISAH437\$ISAH444\$ISAH | ISAH414\$ISAH415\$ISAH417\$ISAH424\$ISAH425\$ISAH427\$ISAH434\$ISAH | 韩国Neobiotech Co., Ltd. |      |
| QHZB4504 | 机用扩大针（镍钛钢、不锈钢）    | /                                                                                              | Pre-RaCe\$Easy RaCe\$Xtreme RaCe\$Reamers flex                      | 瑞士 FKG Dentaire SA     |      |
| QHZB4505 | 手用扩大针（镍钛钢、不锈钢）    | /                                                                                              | Flexible Reamers\$Pluggers\$Spreaders                               | 瑞士 FKG Dentaire SA     |      |
| QHZB4506 | 机用扩大针（镍钛钢）        | /                                                                                              | RaCe\$S-ApeX\$Bio RaCe Basic set\$Bio RaCe Extended Set\$Bio        | 瑞士 FKG Dentaire SA     |      |
| QHZB4507 | 手用扩大针（镍钛钢）        | /                                                                                              | RaCe Man                                                            | 瑞士 FKG Dentaire SA     |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格   | 产品型号           | 生产企业                              | 挂网企业 |
|-----------|-------------|--------|----------------|-----------------------------------|------|
| QHZB45072 | 一次性使用眼科手术用刀 | 370145 | 370145         | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45073 | 一次性使用眼科手术用刀 | 370146 | 370146         | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45074 | 一次性使用眼科手术用刀 | 376620 | 376620         | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45075 | 一次性使用眼科手术用刀 | 378214 | 378214         | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45076 | 一次性使用眼科手术用刀 | 378215 | 378215         | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45077 | 一次性使用眼科手术用刀 | 378217 | 378217         | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45078 | 一次性使用眼科手术用刀 | 378218 | 378218         | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45079 | 一次性使用眼科手术用刀 | 378222 | 378222         | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB4508  | 手用H型锉（不锈钢）  | /      | Hedstrom Files | 瑞士 FKG Dentaire SA                |      |
| QHZB45080 | 一次性使用眼科手术用刀 | 378224 | 378224         | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45081 | 一次性使用眼科手术用刀 | 378227 | 378227         | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45082 | 一次性使用眼科手术用刀 | 378228 | 378228         | Beaver-Visitec International, Inc |      |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格   | 产品型号     | 生产企业                              | 挂网企业 |
|-----------|-------------|--------|----------|-----------------------------------|------|
| QHZB45083 | 一次性使用眼科手术用刀 | 378230 | 378230   | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45084 | 一次性使用眼科手术用刀 | 378231 | 378231   | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45085 | 一次性使用眼科手术用刀 | 378232 | 378232   | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45086 | 一次性使用眼科手术用刀 | 378233 | 378233   | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45087 | 一次性使用眼科手术用刀 | 378234 | 378234   | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45088 | 一次性使用眼科手术用刀 | 378235 | 378235   | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45089 | 一次性使用眼科手术用刀 | 378236 | 378236   | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB4509  | 机用H型锉（不锈钢）  | /      | Hedstrom | 瑞士 FKG Dentaire SA                |      |
| QHZB45090 | 一次性使用眼科手术用刀 | 378237 | 378237   | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45091 | 一次性使用眼科手术用刀 | 378238 | 378238   | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45092 | 一次性使用眼科手术用刀 | 376630 | 376630   | Beaver-Visitec International, Ltd |      |
| QHZB45093 | 一次性使用眼科手术用刀 | 581125 | 581125   | Beaver-Visitec International, Ltd |      |



| 流水号       | 产品名称             | 产品规格   | 产品型号                    | 生产企业                              | 挂网企业 |
|-----------|------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|------|
| QHZB45094 | 一次性使用眼科手术用刀      | 373718 | 373718                  | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45095 | 一次性使用眼科手术用刀      | 373722 | 373722                  | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45096 | 一次性使用眼科手术用刀      | 373724 | 373724                  | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45097 | 一次性使用眼科手术用刀      | 373725 | 373725                  | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45098 | 一次性使用眼科手术用刀      | 373726 | 373726                  | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45099 | 一次性使用眼科手术用刀      | 373727 | 373727                  | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB4510  | 手用弹性H型锉（镍钛钢、不锈钢） | /      | Flexible Hedstrom Files | 瑞士 FKG Dentaire SA                |      |
| QHZB45100 | 一次性使用眼科手术用刀      | 373728 | 373728                  | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45101 | 一次性使用眼科手术用刀      | 374890 | 374890                  | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45102 | 一次性使用眼科手术用刀      | 374892 | 374892                  | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB45103 | 一次性使用眼科手术用刀      | 374893 | 374893                  | Beaver-Visitec International, Inc |      |
| QHZB4511  | 机用弹性H型锉（镍钛钢、不锈钢） | /      | Hedstrom flex           | 瑞士 FKG Dentaire SA                |      |

| 流水号      | 产品名称           | 产品规格             | 产品型号                                                        | 生产企业                      | 挂网企业 |
|----------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| QHZB4512 | 手用K型锉（不锈钢）     | /                | K-Files                                                     | 瑞士 FKG Dentaire SA        |      |
| QHZB4513 | 机用K型锉（不锈钢）     | /                | K-Files                                                     | 瑞士 FKG Dentaire SA        |      |
| QHZB4514 | 手用K型锉（镍钛钢、不锈钢） | /                | Flexible K-Files                                            | 瑞士 FKG Dentaire SA        |      |
| QHZB4515 | 机用K型锉（镍钛钢、不锈钢） | /                | K-Files flex                                                | 瑞士 FKG Dentaire SA        |      |
| QHZB4516 | 手用扩大针（不锈钢）     | /                | Reamers                                                     | 瑞士 FKG Dentaire SA        |      |
| QHZB4517 | 机用扩大针（不锈钢）     | /                | Reamers                                                     | 瑞士 FKG Dentaire SA        |      |
| QHZB4518 | 手用拔髓针（不锈钢）     | /                | Smooth Broaches\$Barbed Broaches                            | 瑞士 FKG Dentaire SA        |      |
| QHZB4519 | 手用根管锉（不锈钢）     | /                | Rat-tail files                                              | 瑞士 FKG Dentaire SA        |      |
| QHZB4520 | 机用根管锉（不锈钢）     | /                | Rat-tail files                                              | 瑞士 FKG Dentaire SA        |      |
| QHZB4521 | 输送针（不锈钢）       | /                | paste-fillers\$Flat P-Fillers\$Spring P-Fill\$SENSIPAST\$IC | 瑞士 FKG Dentaire SA        |      |
| QHZB4522 | 玻璃纤维根管桩        | 3#4#4.5#5#5.5#6# | ParaPost Fiber Lux                                          | 美国 Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB4523 | 玻璃纤维根管桩        | 4.5#5#5.5#6#     | ParaPost Taper Lux?                                         | 美国 Coltene/Whaledent Inc. |      |

| 流水号      | 产品名称                               | 产品规格                                                           | 产品型号                                                       | 生产企业                      | 挂网企业 |
|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| QHZB4524 | 玻璃纤维根管桩                            | TFW11\$TFW13\$TFW15                                            | TENAX Fiber White                                          | 美国 Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB4525 | 抛光条                                | 长175mm，宽3.5mm，含砂粒长度为80mm                                       | 700UM\$701UM                                               | 瑞士 Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB4526 | 抛光盘                                | 直径9mm\$直径13mm                                                  | 703UM\$704UM\$705UM\$706UM\$707UM\$708UM\$709UM\$710UM     | 瑞士 Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB4527 | 中心轴                                | 702RA                                                          | 702RA                                                      | 瑞士 Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB4528 | 牙科复合树脂充填材料                         | /                                                              | BRILLIANT NG\$SYNERGY D6                                   | 瑞士 Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB4529 | 牙科根管锉(商品名: HyFlex CM)              | 直径025mm，长度19mm\$直径015mm，长度21mm\$直径020mm，长度21mm\$直径015mm，长度     | HYFLEX CM FILE 08/25\$HYFLEX CM FILE 04/15\$HYFLEX CM FILE | 美国 Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB4530 | 根管桩用牙钻                             | 0.9mm\$1mm\$1.1mm\$1.14mm\$1.25mm\$1.3mm\$1.4mm\$1.5mm\$1.75mm | ParaPost Drills\$ParaPost Taper Lux                        | 美国 Coltene/Whaledent Inc. |      |
| QHZB4531 | 硅橡胶基底印模材基质 (Rapid Soft)            | 900mL/桶                                                        | 900mL/桶                                                    | 瑞士 Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB4532 | 硅橡胶基底印模催化剂 (Rapid Activator)       | 40mL/支                                                         | 40mL/支                                                     | 瑞士 Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB4533 | 硅橡胶细部印模材基质 (Rapid Liner)           | 150mL/瓶                                                        | 150mL/瓶                                                    | 瑞士 Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB4534 | 硅橡胶细部印模催化剂 (Rapid Liner Activator) | 18mL/瓶                                                         | 18mL/瓶                                                     | 瑞士 Coltene/Whaledent AG   |      |
| QHZB4535 | 硅橡胶基底印模材基质 (Speedex Putty)         | 910mL/桶                                                        | 910mL/桶                                                    | 瑞士 Coltene/Whaledent AG   |      |

| 流水号       | 产品名称                                        | 产品规格                                                                            | 产品型号    | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|------|
| QHZB4536  | 硅橡胶细部印模材基质<br>(Speedex light body)          | 140ml/支                                                                         | 140ml/支 | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4537  | 硅橡胶印模材基质 (Speedex medium)                   | 140mL/支                                                                         | 140mL/支 | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4538  | 硅橡胶印模通用催化剂<br>(Speedex Universal Activator) | 60mL/支                                                                          | 60mL/支  | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4539  | 硅橡胶超柔软基底印模材<br>(Affinis putty super soft)   | 300mL/桶                                                                         | 300mL/桶 | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4540  | 硅橡胶细部印模材 (Affinis precious light body)      | 25mL/支 \$50mL/支                                                                 | /       | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4541  | 硅橡胶细部印模材 (Affinis precious regaler body)    | 25mL/支\$50mL/支                                                                  |         | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4542  | 重体型硅橡胶基底印模材<br>(Affinis heavy body)         | 75mL/支\$380mL/支                                                                 |         | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4543  | 单一体型硅橡胶印模材<br>(Affinis Monobody)            | 75mL/支\$380mL/支                                                                 |         | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4544  | 牙科金刚砂车针                                     | G801-314-009\$G801-316-009\$G801-314-010\$G801-313-010\$G801-314-012\$G801-316- | 球形      | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4545  | 牙科金刚砂车针                                     | G805-314-010-0.8\$G805-314-012-0.9\$G805-313-012-0.9\$G805-314-014-1.4\$G805-   | 倒锥形     | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB45451 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜                                | MS0303                                                                          | MS0303  | 上海索康医用材料有限公司            |      |
| QHZB45452 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜                                | MS0304                                                                          | MS0304  | 上海索康医用材料有限公司            |      |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                        | 生产企业                    | 挂网企业 |
|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| QHZB45453 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜 | MS0406                                                                                        | MS0406                                                      | 上海索康医用材料有限公司            |      |
| QHZB45454 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜 | MS0606                                                                                        | MS0606                                                      | 上海索康医用材料有限公司            |      |
| QHZB45455 | 膨体聚四氟乙烯外科隔离膜 | MS0608                                                                                        | MS0608                                                      | 上海索康医用材料有限公司            |      |
| QHZB45456 | 血管内封闭导管      | 94-4525, 94-4545, 94-6025,<br>94-6045, 94-6060, 94-8025,<br>94-8045, 94-8060,                 | 94-4525, 94-4545,<br>94-6025, 94-6045,<br>94-6060, 94-8025, | ThermopectiX Inc.       |      |
| QHZB4546  | 牙科金刚砂车针      | G806-314-009-2.2\$G806-314-<br>010-2.2\$G806-314-012-<br>2.2\$G806-313-012-2.2\$G806-         | 双锥形                                                         | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4547  | 牙科金刚砂车针      | G368-314-016-3.5\$G368-313-<br>016-3.5\$G368-314-020-5\$G368-<br>313-020-5\$G368-314-023-     | 橄榄球形                                                        | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4548  | 牙科金刚砂车针      | G849-314-009-4\$G849-313-012-<br>4\$G849-314-012-4\$G849-314-<br>016-4\$G849-314-025-4\$G855- | 锥形                                                          | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4549  | 牙科金刚砂车针      | G811-314-031-4.2\$G811-313-<br>031-4.2\$G811-314-033-5\$G811-<br>313-033-5\$G811-314-037-     | 多边形                                                         | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4550  | 牙科金刚砂车针      | G847RP-314-023-8\$G856P-314-<br>018-8\$G856P-314-021-<br>8\$G878KP-314-016-8\$G878KP-         | 导柱形                                                         | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4551  | 牙科金刚砂车针      | G392-314-016-6\$G392-314-016-<br>8\$G392-314-018-8\$G392-314-<br>021-10\$G853-314-008-        | 火焰形                                                         | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4552  | 牙科金刚砂车针      | G884-314-012-6\$G885-314-012-<br>8\$G885-313-012-8\$G885-314-<br>014-8\$G885-313-014-8\$G886- | 柱形                                                          | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4553  | 牙科金刚砂车针      | G830-314-010-2.7\$G830-313-<br>010-2.7\$G830-314-012-<br>2.7\$G830-313-012-2.7\$G830-         | 梨形                                                          | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号      | 产品名称                                                 | 产品规格                                                                                | 产品型号                                                        | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| QHZB4554 | 牙科金刚砂车针                                              | G909-314-040-1.5\$G909-314-045-1.5\$G909-314-055-2\$G818-314-025-0.7\$G818-314-050- | 轮形                                                          | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4555 | 牙科复合树脂暂时冠/桥材料<br>(商品名: Cool Temp<br>NATURAL)         | (50mL/85g) /盒                                                                       | Cool Temp Cartridge<br>A1\$Cool Temp<br>Cartridge A2\$Cool  | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4556 | 定制式固定义齿                                              | /                                                                                   | 金属烤瓷\$金属冠\$全瓷冠                                              | 西安市帕克菲精密义齿有限公司          |      |
| QHZB4557 | 定制式活动义齿                                              | /                                                                                   | 可摘局部义齿\$总义齿                                                 | 西安市帕克菲精密义齿有限公司          |      |
| QHZB4561 | A-型硅橡胶细部印模材<br>(SwissTec A-Silicone<br>regular body) | 50mL/支                                                                              | 50mL/支                                                      | 瑞士 康特齿科集团               |      |
| QHZB4568 | 牙科钨钢车针                                               | 球形                                                                                  | C1-314-005\$C1-314-006\$C1-314-008\$C1-314-010\$C1-314-     | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4569 | 牙科钨钢车针                                               | 锥形                                                                                  | C23R-314-009-4.0\$C23R-314-010-4.5\$C23R-314-012-           | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4570 | 牙科钨钢车针                                               | 柱形                                                                                  | C207-314-09\$C207-314-010\$C31-314-009-4.0\$C31-314-010-    | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4571 | 牙科钨钢车针                                               | 梨形                                                                                  | C7-314-006-2.0\$C7-314-008-2.0\$C7-314-010-2.0\$C7-314-012- | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4572 | 牙科钨钢车针                                               | 火焰形                                                                                 | C46-314-014-3.5F\$C46-314-018-4.0F\$C46-314-023-            | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4573 | 牙科钨钢车针                                               | 蛋形                                                                                  | CF379-314-018-4.0XF\$C379-314-014-3.5F\$C379-314-018-       | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4574 | 牙科钨钢车针                                               | 倒锥形                                                                                 | C2-314-006-0.7\$C2-314-008-1.0\$C2-314-010-1.2\$C2-314-012- | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |

| 流水号      | 产品名称                | 产品规格                                                          | 产品型号  | 生产企业                             | 挂网企业 |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|------|
| QHZB4575 | 骨填充材料(商品名: Bio-Oss) | 松质骨小颗粒(直径0.25-1.0mm): 0.25g/盒\$松质骨小颗粒(直径0.25-1.0mm): 0.5g/盒\$ | /     | 瑞士 Geistlich Pharma AG           |      |
| QHZB4576 | 齿科橡皮障(乳胶)           | 5*5(127mm*127mm)                                              | 52片装  | 美国 Coltene/Whaledent Inc.        |      |
| QHZB4577 | 齿科橡皮障(乳胶)           | 6*6(152mm*152mm)                                              | 36片装  | 美国 Coltene/Whaledent Inc.        |      |
| QHZB4578 | 齿科橡皮障(乳胶)           | 6*6(152mm*152mm)                                              | 360片装 | 美国 Coltene/Whaledent Inc.        |      |
| QHZB4579 | 齿科橡皮障(乳胶)           | 5*5(127mm*127mm)                                              | 364片装 | 美国 Coltene/Whaledent Inc.        |      |
| QHZB4580 | 齿科橡皮障(乳胶)           | 5*22(127*670mm)\$ 6*18(152*550mm)                             | 卷装    | 美国 Coltene/Whaledent Inc.        |      |
| QHZB4581 | 齿科橡皮障(非乳胶)          | 5*5(127mm*127mm)                                              | 15片装  | 美国 Coltene/Whaledent Inc.        |      |
| QHZB4582 | 齿科橡皮障(非乳胶)          | 3.91*4.12(100*105mm)                                          | 20片装  | 美国 Coltene/Whaledent Inc.        |      |
| QHZB4583 | 齿科橡皮障(非乳胶)          | 6*6(152mm*152mm)                                              | 30片装  | 美国 Coltene/Whaledent Inc.        |      |
| QHZB4584 | 齿科橡皮障(非乳胶)          | 6*6(152mm*152mm)                                              | 75片装  | 美国 Coltene/Whaledent Inc.        |      |
| QHZB4585 | 牙科成形片               | Roeko Matrix band soft\$Roeko Strip\$Matrix band regular      | /     | 德国 Coltene/Whaledent GmbH+Co. KG |      |
| QHZB4588 | 预成根管桩系统             | 3#\$4#\$5#\$6#\$7#                                            | PDMT  | 美国 Coltene/Whaledent Inc.        |      |

| 流水号      | 产品名称                    | 产品规格                        | 产品型号         | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|-------------------------|-----------------------------|--------------|-------------------------|------|
| QHZB4589 | 复合树脂桩核材料(商品名: ParaCore) | 5ml/支                       | ParaCore     | 瑞士 Coltene/Whaledent AG |      |
| QHZB4590 | 肱骨加压接骨板螺纹型（纯钛）          | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | ZSZ (Q) 1-01 | 泰州市中兴医械科技有限公司           |      |
| QHZB4591 | 肱骨加压接骨板螺纹型（不锈钢）         | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | ZSZ (Q) 1-01 | 泰州市中兴医械科技有限公司           |      |
| QHZB4592 | 上肢加压接骨板（纯钛）             | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | ZSZ (Q) 1-01 | 泰州市中兴医械科技有限公司           |      |
| QHZB4593 | 上肢加压接骨板（不锈钢）            | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | ZSZ (Q) 1-01 | 泰州市中兴医械科技有限公司           |      |
| QHZB4594 | 上肢限制接骨板（纯钛）             | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | ZSZ (Q) 1-02 | 泰州市中兴医械科技有限公司           |      |
| QHZB4595 | 上肢限制接骨板（不锈钢）            | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | ZSZ (Q) 1-01 | 泰州市中兴医械科技有限公司           |      |
| QHZB4596 | 重建接骨板螺纹型（纯钛）            | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | ZSZ (Q) 1-03 | 泰州市中兴医械科技有限公司           |      |
| QHZB4597 | 重建接骨板螺纹型（不锈钢）           | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | ZSZ (Q) 1-03 | 泰州市中兴医械科技有限公司           |      |
| QHZB4598 | 重建接骨板（纯钛）               | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | ZSZ (Q) 1-03 | 泰州市中兴医械科技有限公司           |      |
| QHZB4599 | 重建接骨板（不锈钢）              | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | ZSZ (Q) 1-03 | 泰州市中兴医械科技有限公司           |      |
| QHZB4600 | 1/3圆接骨板螺纹型（纯钛）          | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔 | ZSZ (Q) 1-04 | 泰州市中兴医械科技有限公司           |      |



| 流水号       | 产品名称            | 产品规格                                  | 产品型号                                     | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------|
| QHZB4601  | 1/3圆接骨板螺纹型（不锈钢） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔           | ZSZ (Q) 1-04                             | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB4602  | 1/3圆接骨板（纯钛）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔           | ZSZ (Q) 1-04                             | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB4603  | 1/3圆接骨板（不锈钢）    | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔           | ZSZ (Q) 1-04                             | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB4604  | 胫骨加压接骨板螺纹型（纯钛）  | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔 | ZSZ (Q) 1-05                             | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB4605  | 胫骨加压接骨板螺纹型（不锈钢） | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔 | ZSZ (Q) 1-05                             | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB4606  | 胫骨加压接骨板（纯钛）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔 | ZSZ (Q) 1-05                             | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB4607  | 胫骨加压接骨板（不锈钢）    | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔 | ZSZ (Q) 1-05                             | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB4608  | 胫骨限制接骨板（纯钛）     | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔 | ZSZ (Q) 1-06                             | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB4609  | 胫骨限制接骨板（不锈钢）    | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔 | ZSZ (Q) 1-06                             | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB4610  | 胫骨低应力接骨板（纯钛）    | 6孔\$8孔                                | ZSZ (Q) 1-07                             | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB46103 | 血液透析液           | 5升A液                                  | UE-1L、UE-2L、UE-3LNC、UE-3LN、UE-2LP、UE-3LP | 北京联合易康医疗器械有限公司 |      |
| QHZB46104 | 血液透析液           | 5升A液（无醋酸型）                            | UE-4LB、UE-4L                             | 北京联合易康医疗器械有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称           | 产品规格                                        | 产品型号                                     | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|----------------|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------|
| QHZB46105 | 血液透析液          | 10升A液                                       | UE-1L、UE-2L、UE-3LNC、UE-3LN、UE-2LP、UE-3LP | 北京联合易康医疗器械有限公司 |      |
| QHZB46106 | 血液透析液          | 10升A液（无醋酸型）                                 | UE-4LB、UE-4L                             | 北京联合易康医疗器械有限公司 |      |
| QHZB46107 | 血液透析液          | 6升B液                                        | UE-1L、UE-2L、UE-3LNC、UE-3LN、UE-4LB、UE-4LF | 北京联合易康医疗器械有限公司 |      |
| QHZB46108 | 血液透析液          | 12升B液                                       | UE-1L、UE-2L、UE-3LNC、UE-3LN、UE-4LB、UE-4LF | 北京联合易康医疗器械有限公司 |      |
| QHZB46109 | 血液透析液          | B粉：588g、B粉：600g、B粉：500g、B                   | UE-2L、UE-3LNC、UE-1P、UE-2P、UE-3P、UE-4P    | 北京联合易康医疗器械有限公司 |      |
| QHZB4611  | 胫骨低应力接骨板（不锈钢）  | 6孔\$8孔                                      | ZSZ(Q)1-07                               | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB46110 | 血液透析液          | A粉：4755g、A粉：6050g、A粉：6135g                  | UE-1P、UE-2P、UE-3P                        | 北京联合易康医疗器械有限公司 |      |
| QHZB46111 | 血液透析液          | B粉：4880g、B粉：2940g、B粉：2500g、B粉：2940g         | UE-1P、UE-2P、UE-3P、UE-4P                  | 北京联合易康医疗器械有限公司 |      |
| QHZB46112 | 血液透析液          | A粉（无醋酸型）：1204g                              | UE-4P                                    | 北京联合易康医疗器械有限公司 |      |
| QHZB46113 | 血液透析液          | A粉（无醋酸型）：6020g                              | UE-4P                                    | 北京联合易康医疗器械有限公司 |      |
| QHZB46114 | 血液透析液          | A粉：951g、A粉：1210g、A粉：1227g                   | UE-1P、UE-2P、UE-3P                        | 北京联合易康医疗器械有限公司 |      |
| QHZB4612  | 股骨加压接骨板螺纹型（纯钛） | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔 | ZSZ(Q)1-08                               | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                   | 产品型号         | 生产企业          | 挂网企业 |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|
| QHZB4613 | 股骨加压接骨板螺纹型（不锈钢）  | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔            | ZSZ (Q) 1-08 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4614 | 股骨加压接骨板（纯钛）      | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔            | ZSZ (Q) 1-08 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4615 | 股骨加压接骨板（不锈钢）     | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔            | ZSZ (Q) 1-08 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4616 | 股骨限制接骨板（纯钛）      | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔            | ZSZ (Q) 1-09 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4617 | 股骨限制接骨板（不锈钢）     | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔\$12孔\$13孔\$14孔            | ZSZ (Q) 1-09 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4618 | 股骨低应力接骨板（纯钛）     | 6孔\$8孔孔10孔                                             | ZSZ (Q) 1-10 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4619 | 股骨低应力接骨板（不锈钢）    | 6孔\$8孔孔10孔                                             | ZSZ (Q) 1-10 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4620 | 普通直型接骨板（纯钛）      | 3孔\$4孔\$6孔\$8孔                                         | ZSZ (Q) 1-11 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4621 | 普通直型接骨板（不锈钢）     | 3孔\$4孔\$6孔\$8孔                                         | ZSZ (Q) 1-11 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4623 | 6.5双头空心加压螺钉(钛合金) | /                                                      | HB (Q) 6. 5  | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4624 | 6.5双头空心加压螺钉(不锈钢) | /                                                      | HB (Q) 6. 5  | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4625 | L型接骨板(纯钛)        | 5孔（左右）\$6孔（左右）\$7孔（左右）\$8孔（左右）\$9孔（左右）\$10孔（左右）\$11孔（左 | YSZ (Q) 1-24 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                     | 产品型号         | 生产企业          | 挂网企业 |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|
| QHZB4626 | L型接骨板(不锈钢)       | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左右)\$10孔(左右)\$11孔(左右) | YSZ(Q)1-24   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4627 | L型接骨板螺纹型(纯钛)     | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左右)\$10孔(左右)\$11孔(左右) | YSZ(Q)1-24   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4628 | L型接骨板螺纹型(不锈钢)    | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左右)\$10孔(左右)\$11孔(左右) | YSZ(Q)1-24   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4629 | S型锁骨接骨 I 型(不锈钢)  | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)                   | YSZ(Q)1-10-1 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4630 | S型锁骨接骨 II 型(纯钛)  | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)                   | YSZ(Q)1-10-2 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4631 | S型锁骨接骨 II 型(不锈钢) | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)                   | YSZ(Q)1-10-2 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4632 | S型锁骨接骨板 I 型(纯钛)  | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)                   | YSZ(Q)1-10-1 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4633 | S型锁骨接骨板螺纹型(纯钛)   | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)                   | YSZ(Q)1-10-1 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4634 | S型锁骨接骨板螺纹型(不锈钢)  | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)                   | YSZ(Q)1-10-1 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4635 | T型接骨板(纯钛)        | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔                             | YSZ(Q)1-23   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4636 | T型接骨板(不锈钢)       | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔                             | YSZ(Q)1-23   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4637 | T型接骨板螺纹型(纯钛)     | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左右)\$10孔(左右)\$11孔(左右) | YSZ(Q)1-23   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                     | 产品型号         | 生产企业          | 挂网企业 |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|
| QHZB4638 | T型接骨板螺纹型(不锈钢)    | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左右)\$10孔(左右)\$11孔(左右) | YSZ(Q)1-23   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4639 | Y型鹰嘴窝接骨板(纯钛)     | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)                   | YSZ(Q)1-09   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4640 | Y型鹰嘴窝接骨板(不锈钢)    | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)                   | YSZ(Q)1-09   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4641 | 尺骨鹰嘴钩接骨板(纯钛)     | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)                   | YSZ(Q)1-15   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4642 | 尺骨鹰嘴钩接骨板(纯钛)     | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)                   | YSZ(Q)1-15   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4643 | 尺骨鹰嘴钩接骨板螺纹型(纯钛)  | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)                   | YSZ(Q)1-15   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4644 | 尺骨鹰嘴钩接骨板螺纹型(不锈钢) | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)                   | YSZ(Q)1-15   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4645 | 腓骨远端接骨板Ⅰ型(纯钛)    | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左右)\$10孔(左右)\$11孔(左右) | YSZ(Q)1-14-1 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4646 | 腓骨远端接骨板Ⅰ型(纯钛)    | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左右)\$10孔(左右)\$11孔(左右) | YSZ(Q)1-14-1 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4647 | 腓骨远端接骨板Ⅱ型(纯钛)    | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔                             | YSZ(Q)1-14-2 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4648 | 腓骨远端接骨板Ⅱ型(不锈钢)   | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔                             | YSZ(Q)1-14-2 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4649 | 腓骨远端重建接骨板螺纹型(纯钛) | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左右)\$10孔(左右)\$11孔(左右) | YSZ(Q)1-14-1 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称              | 产品规格                                                   | 产品型号                                                          | 生产企业                | 挂网企业          |
|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| QHZB46492 | 软组织环切刀            | 软组织环切刀                                                 | 32Z2000/32Z2002/32Z2004/32Z2006/32Z2007/32Z2008/32Z2009       | OMNIA SPA           |               |
| QHZB46495 | 种植体附件             | 种植体附件                                                  | 08519-2/08519-10/08524/08524-20/08527/08527-                  | Zest Anchors, LLC   |               |
| QHZB46499 | 种植体配套用基台及附件       | 纽白特种植体配套用基台及附件                                         | ISAEISAE4140/ISAE4240/ISAE4340/ISAE4440/ISAE4540/ISAE4640/IS  | Neobiotech CO., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB4650  | 腓骨远端重建接骨板螺纹型（不锈钢） | 5孔（左右）\$6孔（左右）\$7孔（左右）\$8孔（左右）\$9孔（左右）\$10孔（左右）\$11孔（左 | YSZ(Q)1-14-1                                                  | 泰州市中兴医械科技有限公司       |               |
| QHZB46500 | 种植体配套用基台及附件       | 种植体配套用基台及附件                                            | ISAE568/ISAE578/ISAE6140/ISAE6240/ISAE6340/ISAE6440/ISAE6540  | Neobiotech CO., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46501 | 种植体配套用基台及附件       | 种植体配套用基台及附件                                            | ISAH557/ISAH567/ISAH577/ISAH518/ISAH528/ISAH538/ISAH548/ISAH  | Neobiotech CO., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46502 | 种植体配套用基台及附件       | 种植体配套用基台及附件                                            | ISAS4140/ISAS4240/ISAS4340/ISAS4440/ISAS4540/ISAS4640/ISAS47  | Neobiotech CO., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46503 | 种植体配套用基台及附件       | 种植体配套用基台及附件                                            | ISAS536/ISAS546/ISAS556/ISAS566/ISAS576/ISAS517/ISAS527/ISAS  | Neobiotech CO., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46504 | 种植体配套用基台及附件       | 种植体配套用基台及附件                                            | ISAS7540/ISAS7640/ISAS7740/ISAS714/ISAS724/ISAS734/ISAS744/I  | Neobiotech CO., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46505 | 种植体配套用基台及附件       | 种植体配套用基台及附件                                            | ISSH566/ISSH517/ISSH527/ISSH537/ISSH547/ISSH557/ISSH567/ISSH  | Neobiotech CO., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46507 | 种植体配套用基台及附件       | 种植体配套用基台及附件                                            | ISSH7440/ISSH7540/ISSH7640/ISSH714/ISSH724/ISSH734/ISSH744/I  | Neobiotech CO., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46508 | 种植体配套用基台及附件       | 种植体配套用基台及附件                                            | ISSS7340/ISSS7440/ISSS7540/ISSS7640/ISSS714/ISSS724/ISSS734/I | Neobiotech CO., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |

| 流水号       | 产品名称        | 产品规格               | 产品型号                                                         | 生产企业                | 挂网企业          |
|-----------|-------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| QHZB46509 | 种植体配套用基台及附件 | 种植体配套用基台及附件        | ISAN537/ISAN547/ISAN557/ISAN567/ISAN577/ISAN518/ISAN528/ISAN | Neobiotech CO., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB4651  | 跟骨接骨板（纯钛）   | 长3孔\$短3孔\$长4孔\$短4孔 | YSZ(Q) 1-28-1\$YSZ(Q) 1-28-2\$YSZ(Q) 1-28-                   | 泰州市中兴医械科技有限公司       |               |
| QHZB46510 | 种植体配套用基台及附件 | 种植体配套用基台及附件        | ISSN448/ISSN5140/ISSN5240/ISSN5340/ISSN5440/ISSN5540/ISSN564 | Neobiotech CO., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46511 | 种植体配套用基台及附件 | 种植体配套用基台及附件        | ISAHB2438/ISAHB2448/ISAHB2458/ISAHB2468/ISAHB2527/ISAHB2537/ | Neobiotech CO., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46512 | 牙科手术工具包     | 牙科手术工具包            | EZBRD/EZCCD42/EZHC12/EZPHD3502/EZPHD3512/EZPHD3520/EZPD68/BC | Neobiotech CO., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46513 | 牙科种植专用器械包   | 牙科种植专用器械包          | DS030/DS040/DS050/DS060/DS063/DS070/DS085/DS100/DS115/DS130/ | Neobiotech CO., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46515 | 种植体扫描体      | 种植体扫描体             | SBSM14/SBSM16/SBSM20/SBSM20AS/SBSM25/SBSM160SM/SBSM18/PSBSM1 | Neobiotech CO., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46516 | 牙科种植体取出工具包  | 牙科种植体取出工具包         | HDF1607/HDF1612/HDF1617/PGHD25S/PGHD25SS/PGHD25SP/SHD00/SRDH | Neobiotech CO., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46517 | 上颌窦提升工具包    | 上颌窦提升工具包           | SKS01/SKS02/SKS03/SKS04/SKS05/SKS06/SKS07/SKS08/SKS09/SKS10/ | Neobiotech CO., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46518 | 螺丝起         | 螺丝起                | HD0910/HD0915/HD1205/HD1207/HD1210/HD1212/HD1215/HD1220/HD12 | Neobiotech CO., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB4652  | 跟骨接骨板（纯钛）   | U型\$P型             | YSZ(Q) 1-28-5\$YSZ(Q) 1-28-6                                 | 泰州市中兴医械科技有限公司       |               |
| QHZB46520 | 种植体系统       | 牙科种植体系统            | IT1310/IT1311/IT1313/IT1315/IT1408/IT1410/IT1411/IT1413/IT14 | Neobiotech CO., Ltd | 纽白特（北京）商贸有限公司 |

| 流水号       | 产品名称           | 产品规格                                           | 产品型号                                                                 | 生产企业                                           | 挂网企业          |
|-----------|----------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|
| QHZB46521 | 牙钻             | 牙钻                                             | GD20/MGD12/TSD22F/TS<br>D22FS/TSD29FS/TSD34F<br>S/TSD39FS/TSD44FS/TS | Neobiotech CO., Ltd                            | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46522 | 牙钻             | 牙钻                                             | SGBP2210/SGPR2207/BT<br>RI6010/SASR28/SASR32<br>/SASR36/SASR39/ICR24 | Neobiotech CO., Ltd                            | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46523 | 转移帽            | 转移帽                                            | EBIPHS411/EBIPHS511/<br>EBIPHS611/EBIPHS611/<br>/EBIPH411/EBIPH511/E | Neobiotech CO., Ltd                            | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46524 | 转移帽            | 转移帽                                            | ISPISL20/ISPISL20L/I<br>SITH411P/ISITH511P/I<br>SITH611P/ISITHL411P/ | Neobiotech CO., Ltd                            | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46525 | 转移帽            | 转移帽                                            | EBAN30/EBAR40/EBAI50<br>/EBAB50/ITLA50/ITLA7<br>0/ITAR40/ITAR55/ITAR | Neobiotech CO., Ltd                            | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46526 | 转移帽            | 转移帽                                            | EBPCIBN403/EBPCIBN40<br>5/EBPCIBR403/EBPCIBR<br>405/EBPCIBR503/EBPCI | Neobiotech CO., Ltd                            | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46527 | 转移帽            | 转移帽                                            | ISITHL411/ISITHL511/<br>ISITHL611/ISITN411/I<br>SITN511/ISITN611/ISI | Neobiotech CO., Ltd                            | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB46528 | 转移帽            | 转移帽                                            | ISPCIB3503S/ISPCIB35<br>05S/ISPCIB3508S/ISPC<br>IB3510S/ISPCIB4003S/ | Neobiotech CO., Ltd                            | 纽白特（北京）商贸有限公司 |
| QHZB4653  | 跟骨接骨板螺纹型（纯钛）   | P型（左右）\$U 型（左右）                                | YSZ(Q)1-28-<br>5\$YSZ(Q)1-28-6                                       | 泰州市中兴医械科技有限公司                                  |               |
| QHZB4654  | 肱骨近端接骨板螺纹型（纯钛） | 4孔（左右）\$5孔（左右）\$6孔<br>（左右）\$7孔（左右）\$8孔（左<br>右） | YSZ(Q)1-08                                                           | 泰州市中兴医械科技有限公司                                  |               |
| QHZB46543 | 透析导管           | 14.5F*19cm                                     | 5833690                                                              | Bard Access Systems, Inc                       |               |
| QHZB46544 | PTA球囊扩张导管      | 6mm*4cm                                        | CQ5064                                                               | Bard Peripheral Vascular, Inc.<br>巴德外周血管股份有限公司 |               |



| 流水号       | 产品名称              | 产品规格                                       | 产品型号        | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|-------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|------|
| QHZB4655  | 肱骨近端接骨板螺纹型（不锈钢）   | 4孔（左右）\$5孔（左右）\$6孔（左右）\$7孔（左右）\$8孔（左右）     | YSZ(Q)1-08  | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB46551 | 骨生长负压富集器          | FWS-WJ-002A                                | FWS-WJ-002A | 重庆富沃思医疗器械有限公司 |      |
| QHZB4656  | 肱骨颈接骨板（纯钛）        | 4孔（左右）\$5孔（左右）\$6孔（左右）\$7孔（左右）\$8孔（左右）     | YSZ(Q)1-08  | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4657  | 肱骨颈接骨板（不锈钢）       | 4孔（左右）\$5孔（左右）\$6孔（左右）\$7孔（左右）\$8孔（左右）     | YSZ(Q)1-08  | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4658  | 肱骨髁接骨板（纯钛）        | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔                         | YSZ(Q)1-07  | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4659  | 肱骨髁接骨板（不锈钢）       | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔                         | YSZ(Q)1-07  | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4660  | 肱骨远端内侧接骨板（纯钛）     | 9孔（左右）\$10孔（左右）\$11孔（左右）\$12孔（左右）\$13孔（左右） | YSZ(Q)1-12  | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4661  | 肱骨远端内侧接骨板（不锈钢）    | 9孔（左右）\$10孔（左右）\$11孔（左右）\$12孔（左右）\$13孔（左右） | YSZ(Q)1-12  | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4662  | 肱骨远端内侧接骨板螺纹型（纯钛）  | 9孔（左右）\$10孔（左右）\$11孔（左右）\$12孔（左右）\$13孔（左右） | YSZ(Q)1-12  | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4663  | 肱骨远端内侧接骨板螺纹型（不锈钢） | 9孔（左右）\$10孔（左右）\$11孔（左右）\$12孔（左右）\$13孔（左右） | YSZ(Q)1-12  | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4664  | 肱骨远端外侧接骨板（纯钛）     | 9孔（左右）\$10孔（左右）\$11孔（左右）\$12孔（左右）\$13孔（左右） | YSZ(Q)1-13  | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4665  | 肱骨远端外侧接骨板（不锈钢）    | 9孔（左右）\$10孔（左右）\$11孔（左右）\$12孔（左右）\$13孔（左右） | YSZ(Q)1-13  | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称                  | 产品规格                                                           | 产品型号       | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|------------|----------------|------|
| QHZB4666  | 肱骨远端外侧接骨板螺纹型<br>(纯钛)  | 9孔(左右)\$10孔(左右)\$11<br>孔(左右)\$12孔(左右)\$13孔<br>(左右)             | YSZ(Q)1-13 | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB4667  | 肱骨远端外侧接骨板螺纹型<br>(不锈钢) | 9孔(左右)\$10孔(左右)\$11<br>孔(左右)\$12孔(左右)\$13孔<br>(左右)             | YSZ(Q)1-13 | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB4668  | 股骨近端髁接骨板(纯钛)          | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔<br>(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左<br>右)\$10孔(左右)\$11孔(左 | YSZ(Q)1-18 | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB4669  | 股骨近端髁接骨板(不锈钢)         | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔<br>(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左<br>右)\$10孔(左右)\$11孔(左 | YSZ(Q)1-18 | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB4670  | 股骨近端髁接骨板螺纹型<br>(纯钛)   | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔<br>(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左<br>右)\$10孔(左右)\$11孔(左 | YSZ(Q)1-18 | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB4671  | 股骨近端髁接骨板螺纹型(不<br>锈钢)  | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔<br>(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左<br>右)\$10孔(左右)\$11孔(左 | YSZ(Q)1-18 | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB4672  | 股骨近端外侧接骨板(纯<br>钛)     | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔<br>(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左<br>右)\$10孔(左右)\$11孔(左 | YSZ(Q)1-17 | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB4673  | 股骨近端外侧接骨板(不锈<br>钢)    | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔<br>(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左<br>右)\$10孔(左右)\$11孔(左 | YSZ(Q)1-17 | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB46735 | 一次性使用腹腔镜穿刺器           | 12mm*100mm                                                     | IG12LT     | 天津优外医疗器材制造有限公司 |      |
| QHZB46736 | 一次性使用腹腔镜穿刺器           | 15mm*100mm                                                     | IG15LTPA   | 天津优外医疗器材制造有限公司 |      |
| QHZB46737 | 一次性使用腹腔镜穿刺器           | 5mm*100mm                                                      | IG5LT      | 天津优外医疗器材制造有限公司 |      |
| QHZB46738 | 一次性使用腹腔镜穿刺器           | 12mm*150mm                                                     | IG12XT     | 天津优外医疗器材制造有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称            | 产品规格                                                   | 产品型号        | 生产企业           | 挂网企业 |
|-----------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|------|
| QHZB46739 | 一次性使用腹腔镜穿刺器     | 5mm*75mm                                               | IG5ST       | 天津优外医疗器材制造有限公司 |      |
| QHZB4674  | 股骨蛇形接骨板（纯钛）     | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔                           | YSZ(Q) 1-16 | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB46740 | 一次性使用腹腔镜穿刺器     | 10mm*100mm                                             | BIG10LT     | 天津优外医疗器材制造有限公司 |      |
| QHZB46741 | 一次性使用腹腔镜穿刺器     | 5mm*100mm                                              | BIG5LT      | 天津优外医疗器材制造有限公司 |      |
| QHZB46742 | 一次性使用腹腔镜穿刺器（套装） | 三支套装                                                   | IG-G9       | 天津优外医疗器材制造有限公司 |      |
| QHZB46743 | 一次性使用腹腔镜穿刺器（套装） | 三支套装                                                   | IG-G10      | 天津优外医疗器材制造有限公司 |      |
| QHZB46744 | 一次性使用腹腔镜穿刺器（套装） | 四支套装                                                   | IG-G19      | 天津优外医疗器材制造有限公司 |      |
| QHZB46745 | 一次性使用腹腔镜穿刺器（套装） | 四支套装                                                   | IG-G31      | 天津优外医疗器材制造有限公司 |      |
| QHZB46746 | 一次性使用气腹针        | 120mm                                                  | BV120       | 天津优外医疗器材制造有限公司 |      |
| QHZB46747 | 一次性使用气腹针        | 150mm                                                  | BV150       | 天津优外医疗器材制造有限公司 |      |
| QHZB4675  | 股骨蛇形接骨板（不锈钢）    | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11孔                           | YSZ(Q) 1-16 | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |
| QHZB4676  | 股骨远端Y型接骨板（纯钛）   | 5孔（左右）\$6孔（左右）\$7孔（左右）\$8孔（左右）\$9孔（左右）\$10孔（左右）\$11孔（左 | YSZ(Q) 1-20 | 泰州市中兴医械科技有限公司  |      |

| 流水号      | 产品名称            | 产品规格                                                                                                 | 产品型号               | 生产企业          | 挂网企业 |
|----------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------|
| QHQB4677 | 股骨远端Y型接骨板(不锈钢)  | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左右)\$10孔(左右)\$11孔(左右)                                             | YSZ(Q)1-20         | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHQB4678 | 股骨远端内侧接骨板(纯钛)   | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左右)\$10孔(左右)\$11孔(左右)                                             | YSZ(Q)1-19         | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHQB4679 | 股骨远端内侧接骨板(不锈钢)  | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左右)\$10孔(左右)\$11孔(左右)                                             | YSZ(Q)1-19         | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHQB4680 | 肩锁钩钢板 I 型(纯钛)   | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)                                                               | YSZ(Q)1-11-1       | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHQB4681 | 肩锁钩钢板 I 型(不锈钢)  | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)                                                               | YSZ(Q)1-11-1       | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHQB4682 | 肩锁钩钢板 II 型(纯钛)  | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)                                                               | YSZ(Q)1-11-2       | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHQB4683 | 肩锁钩钢板 II 型(不锈钢) | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)                                                               | YSZ(Q)1-11-2       | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHQB4684 | 肩锁钩钢板螺纹型(纯钛)    | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)                                                               | YSZ(Q)1-11-1       | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHQB4685 | 肩锁钩钢板螺纹型(不锈钢)   | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔(左右)\$8孔(左右)                                                               | YSZ(Q)1-11-1       | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHQB4686 | 金属接骨螺钉(不锈钢)     | 10mm\$12mm\$14mm\$16mm\$18mm\$20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm\$36mm\$38mm\$40mm\$42mm | HB(Q)4.0\$HA(Q)4.5 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHQB4687 | 金属接骨螺钉(钛合金)     | 10mm\$12mm\$14mm\$16mm\$18mm\$20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm\$36mm\$38mm\$40mm\$42mm | HB(Q)4.0\$HA(Q)4.5 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHQB4688 | 金属接骨螺钉(钛合金)     | 50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm        | HB(Q)6.5           | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称                             | 产品规格                                                                                                  | 产品型号                                            | 生产企业                           | 挂网企业        |
|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| QHZB46886 | 一次性使用<br>无菌冷冻消融针                 | 26180                                                                                                 | HYG KBD-I                                       | 海杰亚（北京）<br>医疗器械有限公司            |             |
| QHZB46887 | 一次性使用<br>无菌冷冻消融针                 | 26150                                                                                                 | HYG KBD-I                                       | 海杰亚（北京）<br>医疗器械有限公司            |             |
| QHZB46888 | 一次性使用<br>无菌冷冻消融针                 | 26120                                                                                                 | HYG KBD-I                                       | 海杰亚（北京）<br>医疗器械有限公司            |             |
| QHZB46889 | 一次性使用<br>无菌冷冻消融针                 | 26180                                                                                                 | HYG KBD-II                                      | 海杰亚（北京）<br>医疗器械有限公司            |             |
| QHZB4689  | 金属接骨螺钉（不锈钢）                      | 50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm         | HB (Q) 6. 5                                     | 泰州市中兴医械科技有限公司                  |             |
| QHZB46890 | 一次性使用<br>无菌冷冻消融针                 | 26150                                                                                                 | HYG KBD-II                                      | 海杰亚（北京）<br>医疗器械有限公司            |             |
| QHZB46891 | 一次性使用<br>无菌冷冻消融针                 | 26120                                                                                                 | HYG KBD-II                                      | 海杰亚（北京）<br>医疗器械有限公司            |             |
| QHZB4690  | 金属接骨螺钉（钛合金）                      | 6mm\$8mm\$10mm\$12mm\$14mm\$16mm\$18mm\$20mm\$22mm\$24mm\$26mm                                        | HA (Q) 2. 5                                     | 泰州市中兴医械科技有限公司                  |             |
| QHZB4691  | 金属接骨螺钉（钛合金）                      | 8mm\$10mm\$12mm\$14mm\$16mm\$18mm\$20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm\$36mm\$38mm\$40mm\$ | HA (Q) 3. 5                                     | 泰州市中兴医械科技有限公司                  |             |
| QHZB4692  | 金属接骨螺钉（不锈钢）                      | 8mm\$10mm\$12mm\$14mm\$16mm\$18mm\$20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm\$36mm\$38mm\$40mm\$ | HA (Q) 3. 5                                     | 泰州市中兴医械科技有限公司                  |             |
| QHZB4693  | 金属接骨螺钉螺纹型（钛合金）                   | 10mm\$12mm\$14mm\$16mm\$18mm\$20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm\$36mm\$38mm\$40mm\$42mm  | HA (Z) 5. 0                                     | 泰州市中兴医械科技有限公司                  |             |
| QHZB46934 | 人工牙种植体系统Dental<br>Implant System | 4. 2*8/5*8/6*8/3. 3*10/3. 75*10/4. 2*10/5*10/6*10/3. 3*11. 5/3. 75*11. 5/4. 2*11. 5/5*11. 5/6*1       | MF5-08420/MF5-08500/MF5-08600<br>MF5-10330/MF5- | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |

| 流水号       | 产品名称                                           | 产品规格                                                                                                     | 产品型号                                             | 生产企业                           | 挂网企业        |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| QHZB46935 | 牙科种植体基台及附件<br>Accessories of Dental<br>Implant | 4. 8*8/4. 8*9/4. 8*10/4. 8*11/4. 0*2/4. 0*3/4. 0*4/4. 0*6/4. 0*8/4. 3*7/4. 3*8/4. 3*9/4. 3*10/4. 3       | MH-N2330/MH-N3330/MH-N4330/MH-N6330/MH-N8330     | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46936 | 人工牙种植体系统Dental<br>Implant System               | 4. 0*3. 8/4. 0*4. 8/4. 0*5. 8/4. 0*6. 85. 5*3. 8/5. 5*4. 8/5. 5*5. 8/5. 5*6. 8/5. 0*3/6. 0*3/5. 0*4/6. 0 | MH-53375/MH-54375/MH-55375/MH-56375              | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46937 | 牙科种植体基台及附件<br>Accessories of Dental<br>Implant | 4. 5*3. 8                                                                                                | MH-00450                                         | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46938 | 牙科种植体基台及附件<br>Accessories of Dental<br>Implant | 4. 8*1*7/4. 8*2*8/4. 8*3*9/4. 8*4*10/4. 8*1*9/4. 8*2*10/4. 8*3*11/4. 8*4*12/4. 8*1*11/4. 8*2*1           | MN-CPK41/MN-CPK42/MN-CPK43/MN-CPK44              | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46939 | 人工牙种植体系统Dental<br>Implant System               | 3. 75*0*13. 4/5. 5*1*15. 5/4. 5*0*13/4. 75*2. 42*11                                                      | MD-CTP10/MD-WMAC1/MW-CTP10/MD-MAC10              | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB4694  | 金属接骨螺钉螺纹型(不锈<br>钢)                             | 10mm\$12mm\$14mm\$16mm\$18mm\$20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm\$36mm\$38mm\$40mm\$42mm     | HA (Z) 5. 0                                      | 泰州市中兴医械科技有限公司                  |             |
| QHZB46940 | 人工牙种植体系统Dental<br>Implant System               | 5. 2*1*11/5. 6*1*11/4. 8*1*13. 9/5. 0*1*13. 5/5. 4*1*13. 9/5. 9*1*13/5. 8*1*14/5. 2*3*15. 5/5. 6*        | MD-A1510/MD-A2510/MD-AN150/MD-AN151              | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46941 | 转移帽                                            | MN-IC040/MN-ICH40/MD-IC040/MD-ICH40/MW-IC040/MW-ICH40                                                    | MN-IC040/MN-ICH40/MD-IC040/MD-ICH40/MW-IC040/MW- | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46942 | 转移帽                                            | GI-SCH11/GI-WCH11                                                                                        | GI-SCH11/GI-WCH11                                | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46943 | 牙科种植体基台及附件<br>Accessories of Dental<br>Implant | 4. 33*0. 5*9. 6/4. 2*0. 5*9. 4/3. 95*0. 5*9. 4/5. 7*0. 5*9. 6                                            | MD-TB001/MD-TB002/MN-TB001/MN-TB002/MW-TB001/TW- | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46944 | 牙科种植体基台及附件<br>Accessories of Dental<br>Implant | 4. 8*1. 3/4. 8*2. 2/4. 8*3/4. 8*4/5. 0*1. 3/5. 0*2/5. 0*3/5. 0*4/5. 0*5/5. 0*1/5. 0*3/5. 0*5             | MA-N1480/MA-N2480/MA-N3480/MA-N448               | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46945 | 牙科种植体基台及附件<br>Accessories of Dental<br>Implant | 5. 3*1. 2/5. 1*1. 3                                                                                      | MA-SA171/MA-WA171                                | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |

| 流水号       | 产品名称                                           | 产品规格                                                                                 | 产品型号                                                     | 生产企业                           | 挂网企业        |
|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| QHZB46946 | 种植辅助材料                                         | MU-CP048                                                                             | MU-CP048                                                 | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46947 | 种植辅助材料                                         | MM-PC100                                                                             | MM-PC100                                                 | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46948 | 种植辅助材料                                         | MM-PBU10                                                                             | MM-PBU10                                                 | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46949 | 牙科种植体基台及附件<br>Accessories of Dental<br>Implant | 5.0*0.7/5.0*2.5/5.0*4.5                                                              | MW-B1500/MW-<br>B3500/MW-B5500                           | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB4695  | 金属接骨螺钉螺纹型（钛合金）                                 | 50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm                    | HA(Z)6.0                                                 | 泰州市中兴医械科技有限公司                  |             |
| QHZB46950 | 种植辅助材料                                         | MB-DB235                                                                             | MB-DB235                                                 | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46951 | 牙科种植体基台及附件<br>Accessories of Dental<br>Implant | 4.1*1/4.1*1.8/4.1*2.8/4.1*3.8/4.1*4.8/4.1*1/4.1*1.8/2.5*2.8/4.1*3.8/4.1*4.8/5.0*1/5. | MN-OE133/MN-<br>OE233/MN-OE333/MN-<br>OE433/MN-OE533     | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46952 | 种植辅助材料                                         | OE-RCB01                                                                             | OE-RCB01                                                 | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46953 | 牙科种植体基台及附件<br>Accessories of Dental<br>Implant | 4.0*1                                                                                | MN-TC013/MN-TCH13                                        | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46954 | 牙科种植体基台及附件<br>Accessories of Dental<br>Implant | 4.8*1/5.5*1                                                                          | MD-TC013/MD-<br>TCH13/MW-TC013/MW-<br>TCH13              | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46955 | 种植辅助材料                                         | MN-CPH13/MD-CPH13/MW-<br>CPH13/MN-CP013/MD-CP013/MW-<br>CP013                        | MN-CPH13/MD-<br>CPH13/MW-CPH13/MN-<br>CP013/MD-CP013/MW- | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46956 | 种植辅助材料                                         | MD-CPH50/MD-CP050                                                                    | MD-CPH50/MD-CP050                                        | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |

| 流水号       | 产品名称                                           | 产品规格                                                                                          | 产品型号                       | 生产企业                           | 挂网企业        |
|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| QHZB46957 | 种植辅助材料                                         | MW-CPH60/MW-CP060                                                                             | MW-CPH60/MW-CP060          | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46958 | 种植辅助材料                                         | MM-CPC49/MW-CPC49                                                                             | MM-CPC49/MW-CPC49          | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46959 | 牙科种植体基台及附件<br>Accessories of Dental<br>Implant | MD-S0200                                                                                      | MD-S0200                   | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB4696  | 金属接骨螺钉螺纹型（钛合金）                                 | 50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm | HB(Z) 6. 5                 | 泰州市中兴医械科技有限公司                  |             |
| QHZB46960 | 牙科种植体基台及附件<br>Accessories of Dental<br>Implant | MD-S0220                                                                                      | MD-S0220                   | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46961 | 牙科种植体基台及附件<br>Accessories of Dental<br>Implant | MD-S0224                                                                                      | MD-S0224                   | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46962 | 牙科种植体基台及附件<br>Accessories of Dental<br>Implant | MN-S0160                                                                                      | MN-S0160                   | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46963 | 转移帽                                            | MN-IT100/MD-IT100/MW-IT100                                                                    | MN-IT100/MD-IT100/MW-IT100 | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46964 | 种植辅助材料                                         | MN-GP100                                                                                      | MN-GP100                   | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46965 | 种植辅助材料                                         | MD-GP100                                                                                      | MD-GP100                   | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46966 | 转移帽                                            | MN-IT300/MD-IT300/MW-IT300                                                                    | MN-IT300/MD-IT300/MW-IT300 | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46967 | 转移帽                                            | MN-PF330/MD-PF375/MW-PF550                                                                    | MN-PF330/MD-PF375/MW-PF550 | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |



| 流水号       | 产品名称           | 产品规格                                                                                          | 产品型号                       | 生产企业                           | 挂网企业        |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| QHZB46968 | 转移帽            | MN-I0330/MD-I0375/MW-I0470                                                                    | MN-I0330/MD-I0375/MW-I0470 | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46969 | 种植辅助材料         | MN-G0160/MD-G0213                                                                             | MN-G0160/MD-G0213          | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB4697  | 金属接骨螺钉螺纹型(不锈钢) | 50mm\$55mm\$60mm\$65mm\$70mm\$75mm\$80mm\$85mm\$90mm\$95mm\$100mm\$105mm\$110mm\$115mm\$120mm | HB(Z) 6. 5                 | 泰州市中兴医械科技有限公司                  |             |
| QHZB46970 | 转移帽            | MN-IC600/MD-IC800/MW-IC800                                                                    | MN-IC600/MD-IC800/MW-IC800 | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46971 | 转移帽            | MM-IT450                                                                                      | MM-IT450                   | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46972 | 转移帽            | MM-IO450                                                                                      | MM-IO450                   | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46973 | 转移帽            | MU-IO480                                                                                      | MU-IO480                   | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46974 | 种植辅助材料         | MM-G0163                                                                                      | MM-G0163                   | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46975 | 转移帽            | MU-IT480                                                                                      | MU-IT480                   | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46976 | 种植辅助材料         | ED-GP100                                                                                      | ED-GP100                   | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46977 | 种植辅助材料         | OE-IC002                                                                                      | OE-IC002                   | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46978 | 转移帽            | MM-MTP53                                                                                      | MM-MTP53                   | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |

| 流水号       | 产品名称           | 产品规格                                                                                                  | 产品型号                                | 生产企业                           | 挂网企业        |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| QHZB46979 | 种植辅助材料         | MN-RSM10/MD-RSM10/MW-RSM10                                                                            | MN-RSM10/MD-RSM10/MW-RSM10          | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB4698  | 金属接骨螺钉螺纹型（钛合金） | 6mm\$7mm\$8mm\$9mm\$10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23m | HA (Z) 2. 0\$HA (Z) 2. 5            | 泰州市中兴医械科技有限公司                  |             |
| QHZB46980 | 种植辅助材料         | MN-RSM40/MD-RSM40/MW-RSM40                                                                            | MN-RSM40/MD-RSM40/MW-RSM40          | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46981 | 种植辅助材料         | MN-RSM60/MD-RSM60/MW-RSM60                                                                            | MN-RSM60/MD-RSM60/MW-RSM60          | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46982 | 种植辅助材料         | MD-RSM80/MW-RSM80                                                                                     | MD-RSM80/MW-RSM80                   | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46983 | 种植辅助材料         | MU-RSH48                                                                                              | MU-RSH48                            | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46984 | 种植辅助材料         | MU-RSM48                                                                                              | MU-RSM48                            | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46985 | 种植辅助材料         | MB-RS375                                                                                              | MB-RS375                            | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46986 | 种植辅助材料         | OE-RSM60                                                                                              | OE-RSM60                            | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46987 | 种植辅助材料         | MD-RSM48/MW-RSM48                                                                                     | MD-RSM48/MW-RSM48                   | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46988 | 种植辅助材料         | MN-MAN10/MD-MAN10/MW-MAN10/MU-MAN10                                                                   | MN-MAN10/MD-MAN10/MW-MAN10/MU-MAN10 | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46989 | 种植辅助材料         | MD-MAB10/MN-MAB10/MW-MAB10                                                                            | MD-MAB10/MN-MAB10/MW-MAB10          | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |

| 流水号       | 产品名称              | 产品规格                                                                                                  | 产品型号                                 | 生产企业                           | 挂网企业        |
|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| QHZB4699  | 金属接骨螺钉螺纹型（钛合金）    | 8mm\$10mm\$12mm\$14mm\$16mm\$18mm\$20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm\$36mm\$38mm\$40mm\$ | HA (Z) 3. 5                          | 泰州市中兴医械科技有限公司                  |             |
| QHZB46990 | 种植体扫描体            | MN-SP102 /MD-SP102/MW-SP102/MU-SP102                                                                  | MN-SP102 /MD-SP102/MW-SP102/MU-SP102 | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB46991 | 种植体扫描体            | MU-SPS01                                                                                              | MU-SPS01                             | MIS Implants Technologies Ltd. | 深圳密易施贸易有限公司 |
| QHZB4700  | 金属接骨螺钉螺纹型(不锈钢)    | 8mm\$10mm\$12mm\$14mm\$16mm\$18mm\$20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm\$36mm\$38mm\$40mm\$ | HA (Z) 3. 5                          | 泰州市中兴医械科技有限公司                  |             |
| QHZB4701  | 金属接骨螺钉螺纹型（钛合金）    | 8mm\$9mm\$10mm\$11mm\$12mm\$13mm\$14mm\$15mm\$16mm\$17mm\$18mm\$19mm\$20mm\$21mm\$22mm\$23mm\$24mm\$2 | HA (Z) 2. 7                          | 泰州市中兴医械科技有限公司                  |             |
| QHZB4702  | 胫骨平台内侧接骨板（纯钛）     | 5孔（左右）\$6孔（左右）\$7孔（左右）\$8孔（左右）\$9孔（左右）\$10孔（左右）\$11孔（左                                                | YSZ (Q) 1-21                         | 泰州市中兴医械科技有限公司                  |             |
| QHZB4703  | 胫骨平台内侧接骨板(不锈钢)    | 5孔（左右）\$6孔（左右）\$7孔（左右）\$8孔（左右）\$9孔（左右）\$10孔（左右）\$11孔（左                                                | YSZ (Q) 1-21                         | 泰州市中兴医械科技有限公司                  |             |
| QHZB4704  | 胫骨平台内侧接骨板螺纹型（纯钛）  | 5孔（左右）\$6孔（左右）\$7孔（左右）\$8孔（左右）\$9孔（左右）\$10孔（左右）\$11孔（左                                                | YSZ (Q) 1-21                         | 泰州市中兴医械科技有限公司                  |             |
| QHZB4705  | 胫骨平台内侧接骨板螺纹型（不锈钢） | 5孔（左右）\$6孔（左右）\$7孔（左右）\$8孔（左右）\$9孔（左右）\$10孔（左右）\$11孔（左                                                | YSZ (Q) 1-21                         | 泰州市中兴医械科技有限公司                  |             |
| QHZB4706  | 胫骨平台外侧接骨板（纯钛）     | 5孔（左右）\$6孔（左右）\$7孔（左右）\$8孔（左右）\$9孔（左右）\$10孔（左右）\$11孔（左                                                | YSZ (Q) 1-22                         | 泰州市中兴医械科技有限公司                  |             |
| QHZB4707  | 胫骨平台外侧接骨板(不锈钢)    | 5孔（左右）\$6孔（左右）\$7孔（左右）\$8孔（左右）\$9孔（左右）\$10孔（左右）\$11孔（左                                                | YSZ (Q) 1-22                         | 泰州市中兴医械科技有限公司                  |             |
| QHZB4708  | 胫骨平台外侧接骨板螺纹型（纯钛）  | 5孔（左右）\$6孔（左右）\$7孔（左右）\$8孔（左右）\$9孔（左右）\$10孔（左右）\$11孔（左                                                | YSZ (Q) 1-22                         | 泰州市中兴医械科技有限公司                  |             |

| 流水号      | 产品名称                    | 产品规格                                                           | 产品型号         | 生产企业          | 挂网企业 |
|----------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|
| QHZB4709 | 胫骨平台外侧接骨板螺纹型<br>(不锈钢)   | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔<br>(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左<br>右)\$10孔(左右)\$11孔(左 | YSZ(Q)1-22   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4710 | 胫骨远端匙型接骨板(纯<br>钛)       | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11<br>孔                               | YSZ(Q)1-26   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4711 | 胫骨远端匙型接骨板(不锈<br>钢)      | 5孔\$6孔\$7孔\$8孔\$9孔\$10孔\$11<br>孔                               | YSZ(Q)1-26   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4712 | 胫骨远端内侧接骨板 I 型<br>(纯钛)   | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔<br>(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左<br>右)\$10孔(左右)\$11孔(左 | YSZ(Q)1-25-1 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4713 | 胫骨远端内侧接骨板 I 型<br>(不锈钢)  | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔<br>(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左<br>右)\$10孔(左右)\$11孔(左 | YSZ(Q)1-25-1 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4714 | 胫骨远端内侧接骨板 II 型<br>(纯钛)  | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔<br>(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左<br>右)\$10孔(左右)\$11孔(左 | YSZ(Q)1-25-2 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4715 | 胫骨远端内侧接骨板 II 型<br>(不锈钢) | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔<br>(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左<br>右)\$10孔(左右)\$11孔(左 | YSZ(Q)1-25-2 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4716 | 胫骨远端内侧接骨板螺纹型<br>(纯钛)    | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔<br>(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左<br>右)\$10孔(左右)\$11孔(左 | YSZ(Q)1-25-1 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4717 | 胫骨远端内侧接骨板螺纹型<br>(不锈钢)   | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔<br>(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左<br>右)\$10孔(左右)\$11孔(左 | YSZ(Q)1-25-1 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4718 | 胫骨远端外侧接骨板(纯<br>钛)       | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔<br>(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左<br>右)\$10孔(左右)\$11孔(左 | YSZ(Q)1-27   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4719 | 胫骨远端外侧接骨板(不锈<br>钢)      | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔<br>(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左<br>右)\$10孔(左右)\$11孔(左 | YSZ(Q)1-27   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4720 | 胫骨远端外侧接骨板螺纹型<br>(纯钛)    | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔<br>(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左<br>右)\$10孔(左右)\$11孔(左 | YSZ(Q)1-27   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |

| 流水号       | 产品名称                   | 产品规格                                                           | 产品型号         | 生产企业          | 挂网企业 |
|-----------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------|------|
| QHZB4721  | 胫骨远端外侧接骨板螺纹型<br>(不锈钢)  | 5孔(左右)\$6孔(左右)\$7孔<br>(左右)\$8孔(左右)\$9孔(左<br>右)\$10孔(左右)\$11孔(左 | YSZ(Q)1-27   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4722  | 桡骨远端背侧接骨板(纯<br>钛)      | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔<br>(左右)                                     | YSZ(Q)1-05   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4723  | 桡骨远端背侧接骨板(不锈<br>钢)     | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔<br>(左右)                                     | YSZ(Q)1-05   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4724  | 桡骨远端背侧接骨板螺纹型<br>(纯钛)   | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔<br>(左右)                                     | YSZ(Q)1-05   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4725  | 桡骨远端背侧接骨板螺纹型<br>(不锈钢)  | 4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔<br>(左右)                                     | YSZ(Q)1-05   | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4726  | 桡骨远端小T型接骨板(纯<br>钛)     | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔                                                 | YSZ(Q)1-01-1 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4727  | 桡骨远端小T型接骨板(不锈<br>钢)    | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔                                                 | YSZ(Q)1-01-1 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4728  | 桡骨远端小T型接骨板螺纹型<br>(纯钛)  | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔                                                 | YSZ(Q)1-01-1 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4729  | 桡骨远端小T型接骨板螺纹型<br>(不锈钢) | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔                                                 | YSZ(Q)1-01-1 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4730  | 桡骨远端斜T型接骨板(纯<br>钛)     | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔                                                 | YSZ(Q)1-02-1 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB4731  | 桡骨远端斜T型接骨板(不锈<br>钢)    | 3孔\$4孔\$5孔\$6孔                                                 | YSZ(Q)1-02-1 | 泰州市中兴医械科技有限公司 |      |
| QHZB47318 | 齿科用根管充填材料              | 2g装                                                            |              | 尼奥制药工业株式会社    |      |

| 流水号       | 产品名称                  | 产品规格                           | 产品型号         | 生产企业            | 挂网企业            |
|-----------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| QHZB47319 | 纤维桩<br>(螺纹固位)         | Z-1.2                          | Z-1.2        | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 |
| QHZB4732  | 桡骨远端斜T型接骨板螺纹型<br>(纯钛) | 3孔(左右)\$4孔(左右)\$5孔(左右)\$6孔(左右) | YSZ(Q)1-02-1 | 泰州市中兴医械科技有限公司   |                 |
| QHZB47320 | 纤维桩<br>(螺纹固位)         | Z-1.4                          | Z-1.4        | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 |
| QHZB47321 | 纤维桩<br>(螺纹固位)         | Z-1.6                          | Z-1.6        | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 |
| QHZB47322 | 纤维桩<br>(螺纹固位)         | Z-1.8                          | Z-1.8        | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 |
| QHZB47323 | 纤维桩<br>(通用)           | Z-1.2                          | Z-1.2        | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 |
| QHZB47324 | 纤维桩<br>(通用)           | Z-1.4                          | Z-1.4        | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 |
| QHZB47325 | 纤维桩<br>(通用)           | Z-1.6                          | Z-1.6        | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 |
| QHZB47326 | 纤维桩<br>(高强导光)         | Z-1.2                          | Z-1.2        | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 |
| QHZB47327 | 纤维桩<br>(高强导光)         | Z-1.4                          | Z-1.4        | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 |
| QHZB47328 | 纤维桩<br>(高强导光)         | Z-1.6                          | Z-1.6        | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 |
| QHZB47329 | 纤维桩<br>(高强导光)         | Z-1.8                          | Z-1.8        | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 | 北京欧亚瑞康新材料科技有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                   | 产品规格                               | 产品型号                                                | 生产企业                                       | 挂网企业           |
|----------|------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| QHQB4733 | 桡骨远端斜T型接骨板螺纹型<br>(不锈钢) | 3孔(左右)\$4孔(左右)\$5孔<br>(左右)\$6孔(左右) | YSZ(Q)1-02-1                                        | 泰州市中兴医械科技有限公司                              |                |
| QHQB4734 | 三叶接骨板(纯钛)              | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔                 | YSZ(Q)1-06                                          | 泰州市中兴医械科技有限公司                              |                |
| QHQB4735 | 三叶接骨板(不锈钢)             | 4孔\$5孔\$6孔\$7孔\$8孔                 | YSZ(Q)1-06                                          | 泰州市中兴医械科技有限公司                              |                |
| QHQB4736 | 钛网                     | 235*131mm                          | SP-1172                                             | 美国 Biomet Microfixation                    |                |
| QHQB4742 | 标准型双猪尾(套件)             | 4.5fr\$5fr\$6fr\$7fr               | /                                                   | 大连库利艾特医疗制品有限公司                             | 大连库利艾特医疗制品有限公司 |
| QHQB4743 | 标准型单猪尾(套件)             | 6fr\$7fr\$8fr\$8.5fr               | /                                                   | 大连库利艾特医疗制品有限公司                             | 大连库利艾特医疗制品有限公司 |
| QHQB4757 | 一次性无菌导丝                | 亲水导丝\$斑马导丝\$弹簧导丝                   | 0.025``\$ 0.028``\$<br>0.032``\$ 0.035``            | 大连库利艾特医疗制品有限公司                             | 大连库利艾特医疗制品有限公司 |
| QHQB4758 | 活检针                    | 11G\$14G\$16G\$18G\$20G            | 全自动型(附引导针)\$<br>半自动型(附引导针)                          | 日本株式会社タスク (TSK 株式会社)                       |                |
| QHQB4759 | 骨牵引针(清云克氏针)            | 120*0.8mm                          | QGZB01YA-<br>08120S\$QGZB02YA-<br>08120S\$QGZB03YA- | 美国Davol Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |                |
| QHQB4760 | 骨牵引针(清云克氏针)            | 250*0.8mm                          | QGZB01YA-<br>08250S\$QGZB02YA-<br>08250S\$QGZB03YA- | 武汉清云德信科技发展有限公司                             |                |
| QHQB4761 | 骨牵引针(清云克氏针)            | 120*1mm                            | QGZB01YA-<br>10120S\$QGZB02YA-<br>10120S\$QGZB03YA- | 武汉清云德信科技发展有限公司                             |                |
| QHQB4762 | 骨牵引针(清云克氏针)            | 250*1mm                            | QGZB01YA-<br>10250S\$QGZB02YA-<br>10250S\$QGZB03YA- | 武汉清云德信科技发展有限公司                             |                |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格      | 产品型号                                                   | 生产企业           | 挂网企业 |
|----------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|------|
| QHQB4763 | 骨牵引针(清云克氏针) | 120*1.2mm | QGZB01YA-<br>12120S\$QGZB02YA-<br>12120S\$QGZB03YA-    | 武汉清云德信科技发展有限公司 |      |
| QHQB4764 | 骨牵引针(清云克氏针) | 250*1.2mm | QGZB01YA-<br>12250S\$QGZB02YA-<br>12250S\$QGZB03YA-    | 武汉清云德信科技发展有限公司 |      |
| QHQB4765 | 骨牵引针(清云克氏针) | 250*1.5mm | QGZB01YA-<br>15250S\$QGZB02YA-<br>15250S\$QGZB03YA-    | 武汉清云德信科技发展有限公司 |      |
| QHQB4766 | 骨牵引针(清云克氏针) | 300*1.5mm | QGZB01YA-<br>15300S\$QGZB02YA-<br>15300S\$QGZB03YA-    | 武汉清云德信科技发展有限公司 |      |
| QHQB4767 | 骨牵引针(清云克氏针) | 250*2mm   | QGZB01YA-<br>20250S\$QGZB02YA-<br>20250S\$QGZB03YA-    | 武汉清云德信科技发展有限公司 |      |
| QHQB4768 | 骨牵引针(清云克氏针) | 300*2mm   | QGZB01YA-<br>20300S\$QGZB02YA-<br>20300S\$QGZB03YA-    | 武汉清云德信科技发展有限公司 |      |
| QHQB4769 | 骨牵引针(清云克氏针) | 250*2.5mm | QGZB01YA-<br>25250S\$QGZB02YA-<br>25250S\$QGZB03YA-    | 武汉清云德信科技发展有限公司 |      |
| QHQB4770 | 骨牵引针(清云克氏针) | 300*2.5mm | QGZB01YA-<br>25300S\$QGZB02YA-<br>25300S\$QGZB03YA-    | 武汉清云德信科技发展有限公司 |      |
| QHQB4771 | 骨牵引针(清云克氏针) | 250*3mm   | QGZB01YA-<br>30250S\$QGZB02YA-<br>30250S\$QGZB03YA-    | 武汉清云德信科技发展有限公司 |      |
| QHQB4772 | 骨牵引针(清云克氏针) | 250*3.5mm | QGZB01YA-<br>35250S\$QGZB02YA-<br>35250S\$QGZB03YA-    | 武汉清云德信科技发展有限公司 |      |
| QHQB4773 | 骨牵引针(清云克氏针) | 250*4mm   | QGZB01YA-<br>40250S\$QGZB02YA-<br>40250S\$QGZB03YA-    | 武汉清云德信科技发展有限公司 |      |
| QHQB4774 | 骨牵引针(清云克氏针) | 250*1.5mm | QGZLW01YA-<br>15250S\$QGZLW02YA-<br>15250S\$QGZLW03YA- | 武汉清云德信科技发展有限公司 |      |



| 流水号      | 产品名称                                                    | 产品规格      | 产品型号                                                   | 生产企业              | 挂网企业 |
|----------|---------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------|------|
| QHZA4775 | 骨牵引针(清云克氏针)                                             | 250*2mm   | QGZLW01YA-<br>20250S\$QGZLW02YA-<br>20250S\$QGZLW03YA- | 武汉清云德信科技发展有限公司    |      |
| QHZA4776 | 骨牵引针(清云克氏针)                                             | 250*2.5mm | QGZLW01YA-<br>25250S\$QGZLW02YA-<br>25250S\$QGZLW03YA- | 武汉清云德信科技发展有限公司    |      |
| QHZA4777 | 骨牵引针(清云克氏针)                                             | 120*1.2mm | QGZB01YA-<br>12120T\$QGZB02YA-<br>12120T\$QGZB03YA-    | 武汉清云德信科技发展有限公司    |      |
| QHZA4778 | 骨牵引针(清云克氏针)                                             | 150*1.5mm | QGZB01YA-<br>15150T\$QGZB02YA-<br>15150T\$QGZB03YA-    | 武汉清云德信科技发展有限公司    |      |
| QHZA4779 | 骨牵引针(清云克氏针)                                             | 250*2.0mm | QGZB01YA-<br>20250T\$QGZB02YA-<br>20250T\$QGZB03YA-    | 武汉清云德信科技发展有限公司    |      |
| QHZA4780 | 骨牵引针(清云克氏针)                                             | 300*2.5mm | QGZB01YA-<br>25300T\$QGZB02YA-<br>25300T\$QGZB03YA-    | 武汉清云德信科技发展有限公司    |      |
| QHZA4781 | 骨牵引针(清云克氏针)                                             | 300*3.0mm | QGZB01YA-<br>30300T\$QGZB02YA-<br>30300T\$QGZB03YA-    | 武汉清云德信科技发展有限公司    |      |
| QHZA4782 | 骨牵引针(清云克氏针)                                             | 300*3.5mm | QGZB01YA-<br>35300T\$QGZB02YA-<br>35300T\$QGZB03YA-    | 武汉清云德信科技发展有限公司    |      |
| QHZA4785 | 施夹钳(商品名: PREMIUM<br>SURGICLIP*/PREMIUM<br>SURGICLIP*II) | /         | 134046\$134048\$134051<br>\$134053                     | 美国Covidien llc    |      |
| QHZA4786 | 内窥镜施夹钳                                                  | /         | 176615\$176619\$176620<br>\$176625\$176657             | 美国Covidien llc    |      |
| QHZA4788 | 取钉器                                                     | 150462    | 150462                                                 | 美国 Covidien llc   |      |
| QHZA4789 | 植入式心律转复除颤器(商品<br>名: Maximo II)                          | D284TRK   | D284TRK                                                | 美国Medtronic, Inc. |      |

| 流水号       | 产品名称            | 产品规格                                         | 产品型号      | 生产企业                   | 挂网企业 |
|-----------|-----------------|----------------------------------------------|-----------|------------------------|------|
| QHZB4790  | 腔镜下一次性切割吻合器弧形钉仓 | EGIARADMT                                    | EGIARADMT | 美国Covidien llc         |      |
| QHZB4826  | 颅颌面接骨螺钉         | Φ 1.5*(3~18), 自攻型\$ Φ 2.0*(3~18), 自攻型        | HAQ02-II  | 江苏百得医疗器械有限公司           |      |
| QHZB4827  | 颅颌面接骨螺钉         | Φ 1.5*(3~18), 自钻型\$ Φ 2.4*(5~18), 自攻型, 锁定型螺钉 | HAQ02-I   | 江苏百得医疗器械有限公司           |      |
| QHZB4828  | 颅颌面接骨螺钉         | Φ 2.0*(3~18), 自钻型\$ Φ 2.4*(5~18), 自钻型, 锁定型螺钉 | HAZ02-II  | 江苏百得医疗器械有限公司           |      |
| QHZB48392 | 氟化泡沫<br>(木糖醇)   | 125g/瓶                                       | 12300ppm  | Germiphene Corporation |      |
| QHZB48393 | 氟保护漆            | 3ml/支                                        | 1500ppm   | Pulpdent Corporation   |      |
| QHZB48394 | 口腔种植用一次性使用供水管   | ZZ-01-A                                      | ZZ-01-A   | 温州市康莱方医用塑料有限公司         |      |
| QHZB48395 | 口腔种植用一次性使用供水管   | ZZ-01-B                                      | ZZ-01-B   | 温州市康莱方医用塑料有限公司         |      |
| QHZB48396 | 口腔种植用一次性使用供水管   | ZZ-01-C                                      | ZZ-01-C   | 温州市康莱方医用塑料有限公司         |      |
| QHZB48397 | 口腔种植用一次性使用供水管   | ZZ-01-D                                      | ZZ-01-D   | 温州市康莱方医用塑料有限公司         |      |
| QHZB48398 | 口腔种植用一次性使用供水管   | ZZ-01-E                                      | ZZ-01-E   | 温州市康莱方医用塑料有限公司         |      |
| QHZB48399 | 口腔种植用一次性使用供水管   | ZZ-01-F                                      | ZZ-01-F   | 温州市康莱方医用塑料有限公司         |      |

| 流水号       | 产品名称          | 产品规格                                      | 产品型号                      | 生产企业            | 挂网企业 |
|-----------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------|------|
| QHZB48400 | 口腔种植用一次性使用供水管 | ZZ-01-G                                   | ZZ-01-G                   | 温州市康莱方医用塑料有限公司  |      |
| QHZB48401 | 口腔种植用一次性使用供水管 | ZZ-01-H                                   | ZZ-01-H                   | 温州市康莱方医用塑料有限公司  |      |
| QHZB48402 | 口腔种植用一次性使用供水管 | ZZ-01-K                                   | ZZ-01-K                   | 温州市康莱方医用塑料有限公司  |      |
| QHZB48403 | 口腔种植用一次性使用供水管 | ZZ-02-I                                   | ZZ-02-I                   | 温州市康莱方医用塑料有限公司  |      |
| QHZB48404 | 牙科石膏          | 25kg                                      | 2型                        | 永昌石膏化工（应城）有限公司  |      |
| QHZB48408 | 正畸托槽          | 0.018/0.022                               | 方丝弓托槽、直丝弓托槽、滑动托槽          | 金华市创新医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB48409 | 陶瓷托槽          | 0.018/0.022                               | 方丝弓托槽、直丝弓托槽、滑动托槽          | 金华市创新医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB48410 | 正畸金属自锁托槽      | 0.018/0.022                               | 直丝弓自锁托槽、滑动自锁托槽            | 金华市创新医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB48411 | 正畸金属自锁托槽      | 0.018/0.022                               | 直丝弓自锁托槽、滑动自锁托槽            | 金华市创新医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB48412 | 正畸弹力圈         | 650、300、280、220、160、3/8、5/16、1/4、3/16、1/8 | 结扎圈、链状橡皮圈、分牙圈、牵引橡皮圈、旋转橡皮垫 | 金华市创新医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB48413 | 正畸带环颊面管       | 大、中、小                                     |                           | 金华市创新医疗器械科技有限公司 |      |
| QHZB4877  | 内置式负压封闭护创引流管  | 5*5*1                                     | TNX-1-5*5*1               | 湖北天南星实业有限责任公司   |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格                  | 产品型号            | 生产企业                  | 挂网企业 |
|----------|---------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------|
| QHZB4878 | 内置式负压封闭护创引流管  | 15*5*1                | TNA-1-15*5*1    | 湖北天南星实业有限责任公司         |      |
| QHZB4879 | 内置式负压封闭护创引流管  | 15*5*1.5              | TNX-1-15*5*1.5  | 湖北天南星实业有限责任公司         |      |
| QHZB4880 | 内置式负压封闭护创引流管  | 15*10*1               | TNX-2-15*10*1   | 湖北天南星实业有限责任公司         |      |
| QHZB4881 | 内置式负压封闭护创引流管  | 15*10*1.5             | TNX-2-15*10*1.5 | 湖北天南星实业有限责任公司         |      |
| QHZB4882 | 内置式负压封闭护创引流管  | 20*10*1               | TNX-2-20*10*1   | 湖北天南星实业有限责任公司         |      |
| QHZB4883 | 内置式负压封闭护创引流管  | 20*10*1.5             | TNX-2-20*10*1.5 | 湖北天南星实业有限责任公司         |      |
| QHZB4884 | 一次性使用球囊扩充压力泵  | 20ml 30atm            | QP30-2001       | 优骏精密工业（深圳）有限公司        |      |
| QHZB4885 | 一次性使用球囊扩充压力泵  | 20ml 40atm            | QP40-2001       | 优骏精密工业（深圳）有限公司        |      |
| QHZB4886 | 一次性使用球囊扩充压力泵  | 20ml 50atm            | QP50-2001       | 优骏精密工业（深圳）有限公司        |      |
| QHZB4887 | 一次性使用球囊扩充压力泵  | 70ml 20atm            | QP20-7001       | 优骏精密工业（深圳）有限公司        |      |
| QHZB5120 | 一次性使用血液灌流器    | YQ-80\$YQ-130\$YQ-180 | MHC-I型          | 天津市阳权医疗器械有限公司         |      |
| QHZB5122 | 一次性使用无菌脑积水分流器 | SAM1                  | SAM1            | 巴西HP Bioproteses Ltda |      |

| 流水号      | 产品名称                       | 产品规格       | 产品型号                | 生产企业                       | 挂网企业 |
|----------|----------------------------|------------|---------------------|----------------------------|------|
| QHZB5123 | 膜型血浆分离器(商品名:Plasmacure PE) | /          | PE-02\$PE-05\$PE-08 | 日本 旭化成メディカル株式会社（旭化成医疗株式会社） |      |
| QHZB5125 | 骨钉                         | 2mm*5mm    | 420271              | 亚太医疗器材科技股份有限公司             |      |
| QHZB5126 | 锚定骨钉                       | 14mm       | 420592              | 亚太医疗器材科技股份有限公司             |      |
| QHZB5127 | 微型接骨板                      | 70mm*90mm  | 网型（A、B）             | 上海优科骨科器材有限公司               |      |
| QHZB5128 | 微型接骨板                      | 90mm*120mm | 网型（A、B）             | 上海优科骨科器材有限公司               |      |
| QHZB5299 | 烤瓷牙（钴铬合金）                  | 定制式        | 定制式                 | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司            |      |
| QHZB5300 | 烤瓷牙（钛合金）                   | 定制式        | 定制式                 | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司            |      |
| QHZB5301 | 烤瓷牙（氧化锆全瓷）                 | 定制式        | 定制式                 | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司            |      |
| QHZB5302 | 烤瓷牙（贵金属）                   | 定制式        | 定制式                 | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司            |      |
| QHZB5303 | 烤瓷牙（纯钛）                    | 定制式        | 定制式                 | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司            |      |
| QHZB5304 | 铸造冠（钴铬冠）                   | 定制式        | 定制式                 | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司            |      |
| QHZB5305 | 铸造冠（无铍冠）                   | 定制式        | 定制式                 | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司            |      |

| 流水号       | 产品名称          | 产品规格 | 产品型号                             | 生产企业            | 挂网企业          |
|-----------|---------------|------|----------------------------------|-----------------|---------------|
| QHZB5306  | 铸造冠（钛合金冠）     | 定制式  | 定制式                              | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |               |
| QHZB5307  | 铸造冠（贵金属冠）     | 定制式  | 定制式                              | 西宁现代粤蓝齿研新技术有限公司 |               |
| QHZB5309  | 义齿            | 定制式  | 栓道式精密附着体（修复义齿）                   | 东莞定远陶齿制品有限公司    |               |
| QHZB5310  | 义齿            | 定制式  | 球帽式精密附着体（修复义齿）                   | 东莞定远陶齿制品有限公司    |               |
| QHZB5311  | 义齿            | 定制式  | 双层套筒冠（修复义齿）                      | 东莞定远陶齿制品有限公司    |               |
| QHZB5312  | 金属支架可摘局部义齿    | 定制式  | 钴铬合金扣套式钢托                        | 东莞定远陶齿制品有限公司    |               |
| QHZB5313  | 金属支架可摘局部义齿    | 定制式  | 附加横腭杆                            | 东莞定远陶齿制品有限公司    |               |
| QHZB5314  | 义齿            | 定制式  | 氧化锆瓷牙后牙（固定义齿）\$氧化锆瓷牙前牙（固定义齿）\$氧化 | 东莞定远陶齿制品有限公司    |               |
| QHZB5315  | 定制式矫治装置       | 定制式  | 带环（矫正装置）                         | 东莞定远陶齿制品有限公司    |               |
| QHZB5316  | 定制式矫治装置       | 定制式  | 止鼾器\$保持器                         | 东莞定远陶齿制品有限公司    |               |
| QHZB53889 | 电外科手术用闭合/切割电极 | 10毫米 | AM1120                           | 南京艾力芬医疗器械有限公司   | 南京艾力芬医疗器械有限公司 |
| QHZB53890 | 电外科手术用闭合/切割电极 | 10毫米 | AM1037                           | 南京艾力芬医疗器械有限公司   | 南京艾力芬医疗器械有限公司 |

| 流水号       | 产品名称          | 产品规格 | 产品型号   | 生产企业          | 挂网企业          |
|-----------|---------------|------|--------|---------------|---------------|
| QHZB53891 | 电外科手术用闭合/切割电极 | 10毫米 | AM1100 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 |
| QHZB53892 | 电外科手术用闭合/切割电极 | 5毫米  | AM1150 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 |
| QHZB53893 | 电外科手术用闭合/切割电极 | 5毫米  | AM1520 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 |
| QHZB53894 | 电外科手术用闭合/切割电极 | 10毫米 | AM3091 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 |
| QHZB53895 | 电外科手术用闭合/切割电极 | 10毫米 | AM0022 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 |
| QHZB53896 | 电外科手术用闭合/切割电极 | 10毫米 | SM1100 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 |
| QHZB53897 | 电外科手术用闭合/切割电极 | 10毫米 | SM1037 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 |
| QHZB53898 | 电外科手术用闭合/切割电极 | 10毫米 | SM1120 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 |
| QHZB53899 | 电外科手术用闭合/切割电极 | 5毫米  | SM1150 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 |
| QHZB53900 | 电外科手术用闭合/切割电极 | 5毫米  | SM1520 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 |
| QHZB53901 | 电外科手术用闭合/切割电极 | 10毫米 | SM3091 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 |
| QHZB53902 | 电外科手术用闭合/切割电极 | 10毫米 | SM0022 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 | 南京艾力芬医疗器械有限公司 |

| 流水号      | 产品名称              | 产品规格 | 产品型号 | 生产企业        | 挂网企业 |
|----------|-------------------|------|------|-------------|------|
| QHZB5432 | 泽康cercon美学型       | 无    | 无    | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5433 | 泽康cercon美学型       | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5434 | 拉瓦Lava            | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5435 | 维他VITA            | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5436 | 威兰德WIELAND        | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5437 | 爱尔创炫彩水晶锆          | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5438 | 爱尔创CAD/CAM        | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5439 | 全瓷桩               | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5440 | 个性化氧化锆基台（爱尔创）     | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5441 | 个性化氧化锆基台（进口泽康）    | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5442 | 个性化纯钛基台           | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5443 | 个性化氧化锆基台烤瓷一体冠（国产） | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |



| 流水号      | 产品名称                | 产品规格 | 产品型号 | 生产企业        | 挂网企业 |
|----------|---------------------|------|------|-------------|------|
| QHZB5444 | 个性化氧化锆基台烤瓷一体冠（进口泽康） | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5445 | 种植上部钴铬烤瓷            | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5446 | 种植上部纯钛烤瓷            | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5447 | 种植上部贵金属（钯金）烤瓷       | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5448 | 种植上部氧化锆烤瓷           | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5449 | 种植上部氧化锆烤瓷 全能型       | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5450 | 种植上部氧化锆烤瓷 美学型       | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5451 | 种植上部钴铬铸造金属冠         | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5452 | 种植上部贵金属（钯金）铸造冠      | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5453 | 种植上部纯钛金属铸造冠         | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5454 | 种植上部连基台铸造钴铬合金杆卡     | 定制式  | 可摘义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5455 | 种植上部连基台铸造纯钛金属杆卡     | 定制式  | 可摘义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |

| 流水号       | 产品名称               | 产品规格               | 产品型号       | 生产企业                | 挂网企业          |
|-----------|--------------------|--------------------|------------|---------------------|---------------|
| QHZB5456  | 种植上部连基台铸造贵金属（钯金）杆卡 | 定制式                | 可摘义齿       | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB5457  | 种植上部连球帽式覆盖活动义齿     | 定制式                | 可摘义齿       | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB54579 | 自膨式颅内支架            | 支架直径2.5mm，支架长度18mm | LE0.2，5X18 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB5458  | 贵金属（黄金）烤瓷          | 定制式                | 固定义齿       | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB54583 | 自膨式颅内支架            | 支架直径2.5mm，支架长度12mm | LE0.2，5X12 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB54586 | 自膨式颅内支架            | 支架直径2.5mm，支架长度25mm | LE0.2，5X25 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB54589 | 自膨式颅内支架            | 支架直径3.5mm，支架长度12mm | LE0.3，5X12 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB5459  | 纯钛烤瓷               | 定制式                | 固定义齿       | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB54590 | 自膨式颅内支架            | 支架直径3.5mm，支架长度18mm | LE0.3，5X18 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB54591 | 自膨式颅内支架            | 支架直径3.5mm，支架长度25mm | LE0.3，5X25 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB54592 | 自膨式颅内支架            | 支架直径3.5mm，支架长度30mm | LE0.3，5X30 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB54593 | 自膨式颅内支架            | 支架直径3.5mm，直径长度35mm | LE0.3，5X35 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格               | 产品型号       | 生产企业                | 挂网企业          |
|-----------|---------|--------------------|------------|---------------------|---------------|
| QHZB54595 | 自膨式颅内支架 | 支架直径3.5mm，支架长度50mm | LE0.3，5X50 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB5460  | 纯钛金属冠   | 定制式                | 固定义齿       | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB54600 | 自膨式颅内支架 | 支架直径4.5mm，支架长度15mm | LE0.4，5X15 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB54605 | 自膨式颅内支架 | 支架直径4.5mm，直径长度20mm | LE0.4，5X20 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB54607 | 自膨式颅内支架 | 支架直径4.5mm，支架长度25mm | LE0.4，5X25 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB54609 | 自膨式颅内支架 | 支架直径4.5mm，支架长度30mm | LE0.4，5X30 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB5461  | 钴铬合金烤瓷  | 定制式                | 固定义齿       | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB54611 | 自膨式颅内支架 | 支架直径4.5mm，支架长度40mm | LE0.4，5X40 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB54612 | 自膨式颅内支架 | 支架直径4.5mm，支架长度50mm | LE0.4，5X50 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB54619 | 自膨式颅内支架 | 支架直径4.5mm，支架长度75mm | LE0.4，5X75 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB5462  | 钴铬合金冠   | 定制式                | 固定义齿       | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB54621 | 自膨式颅内支架 | 支架直径5.5mm，支架长度25mm | LE0.5，5X25 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |

| 流水号       | 产品名称    | 产品规格                           | 产品型号       | 生产企业                | 挂网企业          |
|-----------|---------|--------------------------------|------------|---------------------|---------------|
| QHZB54624 | 自膨式颅内支架 | 支架直径5.5mm，支架长度30mm             | LE0.5，5X30 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB54627 | 自膨式颅内支架 | 支架直径5.5，支架长度35mm               | LE0.5，5X35 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB5463  | 钛合金烤瓷   | 定制式                            | 固定义齿       | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB54630 | 自膨式颅内支架 | 支架直径5.5mm，支架长度50mm             | LE0.5，5X50 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB54633 | 自膨式颅内支架 | 支架直径5.5mm，支架长度60mm             | LE0.5，5X60 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB54635 | 自膨式颅内支架 | 支架直径5.5mm，支架长度75mm             | LE0.5，5X75 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB5464  | 钛合金金属冠  | 定制式                            | 固定义齿       | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB5465  | 镍铬烤瓷    | 定制式                            | 固定义齿       | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB54650 | 选择性导管   | 近段直径/长度：2.7F/120cm；<br>长度165cm | MA1.5FMP   | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB54658 | 选择性导管   | 近段直径/长度：2.7F/120cm，<br>长度165cm | MABDPE     | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB5466  | NP金属冠   | 定制式                            | 固定义齿       | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB54661 | 选择性导管   | 近段直径/长度：2.7F/120cm；长<br>度165cm | MABDTE     | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |

| 流水号       | 产品名称  | 产品规格                           | 产品型号       | 生产企业                | 挂网企业          |
|-----------|-------|--------------------------------|------------|---------------------|---------------|
| QHZB54668 | 选择性导管 | 近段直径/长度：2.7F/135cm；<br>长度155cm | MAG018     | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB5467  | 太极扣   | 定制式                            | 固定义齿       | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB54674 | 选择性导管 | 近段直径2.7F/120cm，总长<br>165cm     | MAGIC1.2F  | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB54678 | 选择性导管 | 近段直径/长度2.7F/115cm，长<br>度155cm  | MAGIC1.5F  | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB5468  | 磁性附着体 | 定制式                            | 固定义齿       | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB54682 | 选择性导管 | 近段直径/长度2.7F/120cm，长<br>度165cm  | MAGICMP    | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB54686 | 选择性导管 | 近段直径/长度2.7F/120cm，长<br>度155cm  | MAGICOLIVE | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB5469  | MK1   | 定制式                            | 固定义齿       | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB54690 | 选择性导管 | 近段直径长度2.7F/120cm，长度<br>155cm   | MAGICSTD   | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB5470  | 球帽    | 定制式                            | 固定义齿       | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB5471  | 栓道    | 定制式                            | 可摘义齿       | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB5472  | 套筒冠   | 定制式                            | 可摘义齿       | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格 | 产品型号 | 生产企业        | 挂网企业 |
|----------|-------------|------|------|-------------|------|
| QHZB5473 | 维他灵2000+大支架 | 定制式  | 可摘义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5474 | 维他灵2000+小支架 | 定制式  | 可摘义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5475 | 纯钛大支架       | 定制式  | 可摘义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5476 | 纯钛小支架       | 定制式  | 可摘义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5477 | 钛合金大支架      | 定制式  | 可摘义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5478 | 钛合金小支架      | 定制式  | 可摘义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5479 | 钴铬钼大支架      | 定制式  | 可摘义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5480 | 钴铬钼小支架      | 定制式  | 可摘义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5481 | 丙烯酸树脂充胶     | 定制式  | 可摘义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5482 | 塑钢牙         | 定制式  | 可摘义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5483 | 沪鸽（凯晶）      | 定制式  | 可摘义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5484 | 沪鸽（凯丰）      | 定制式  | 可摘义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                         | 产品型号            | 生产企业                | 挂网企业          |
|-----------|----------|------------------------------|-----------------|---------------------|---------------|
| QHZB5485  | 沪鸽（凯丽）   | 定制式                          | 可摘义齿            | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB5486  | 拜耳牙（贺利氏） | 定制式                          | 可摘义齿            | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB5487  | 全瓷贴面     | 定制式                          | 可摘义齿            | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB54877 | 漂浮微导管    | 头端长度15mm，头端外径0.43mm，总长165cm  | SONIC1，2F15     | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB5488  | 牙龈瓷      | 定制式                          | 固定义齿            | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB54881 | 漂浮微导管    | 头端长度25mm，头端外径0.43mm，总长度180cm | SONIC1，2F25.    | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB54885 | 漂浮微导管    | 头端长度25，头端外径0.43mm，总长180cm    | SONIC1，2F25.180 | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB54887 | 漂浮微导管    | 头端长度25mm，头端外径0.53mm，总长167cm  | SONIC1，5F25     | 巴尔特技术BALT EXTRUSION | 上海保特力医疗器械有限公司 |
| QHZB5489  | 铸支托      | 定制式                          | 固定义齿            | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB5490  | 舌侧背      | 定制式                          | 固定义齿            | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB5491  | 钴铬铸造桩    | 定制式                          | 固定义齿            | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |
| QHZB5492  | 钛合金铸造桩   | 定制式                          | 固定义齿            | 格尔木新柯美义齿加工部         |               |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格 | 产品型号 | 生产企业        | 挂网企业 |
|----------|-------------|------|------|-------------|------|
| QHZB5493 | 普通铸造桩       | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5494 | 修补外厂烤瓷      | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5495 | 镍铬烤瓷        | 定制式  | 固定义齿 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5496 | 圈式保持器       | 定制式  | 保持器  | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5497 | 哈利保持器       | 定制式  | 保持器  | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5498 | 透明保持器       | 定制式  | 保持器  | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5499 | 三方向扩弓器      | 定制式  | 矫正器  | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5500 | 扇形扩弓器       | 定制式  | 矫正器  | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5501 | 间隙固定保持器     | 定制式  | 保持器  | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5502 | 平行扩弓器       | 定制式  | 矫正器  | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5503 | 单颗螺旋矫正装置+颌垫 | 定制式  | 矫正器  | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5504 | 漂白牙套        | 定制式  | 牙套   | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |



| 流水号      | 产品名称          | 产品规格 | 产品型号   | 生产企业        | 挂网企业 |
|----------|---------------|------|--------|-------------|------|
| QHZB5505 | 颞颌关节咬颌板       | 定制式  | 牙套     | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5506 | 平面导板          | 定制式  | 导板     | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5507 | 斜面导板          | 定制式  | 导板     | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5508 | 颌垫            | 定制式  | 导板     | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5509 | 单颌口外弓         | 定制式  | 牵引钩口外弓 | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5510 | 套筒冠（钴铬）       | 定制式  | 可摘义齿   | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5511 | 套筒冠（纯钛）       | 定制式  | 可摘义齿   | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5512 | 精密件大支架（纯钛）    | 定制式  | 可摘义齿   | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5513 | 精密件小支架（纯钛）    | 定制式  | 可摘义齿   | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5514 | 精密件大支架（钛合金）   | 定制式  | 可摘义齿   | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5515 | 精密件小支架（钛合金）   | 定制式  | 可摘义齿   | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |
| QHZB5516 | 精密件大支架（钴铬钼合金） | 定制式  | 可摘义齿   | 格尔木新柯美义齿加工部 |      |

| 流水号       | 产品名称                | 产品规格                                                            | 产品型号            | 生产企业                  | 挂网企业         |
|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| QHZB5517  | 精密件小支架（钴铬钼合金）       | 定制式                                                             | 可摘义齿            | 格尔木新柯美义齿加工部           |              |
| QHZB5518  | 精密件排牙               | 定制式                                                             | 可摘义齿            | 格尔木新柯美义齿加工部           |              |
| QHZB5519  | 隐形牙                 | 定制式                                                             | 可摘义齿            | 格尔木新柯美义齿加工部           |              |
| QHZB5520  | 修补胶托、加排树脂牙          | 定制式                                                             | 可摘义齿            | 格尔木新柯美义齿加工部           |              |
| QHZB5521  | 钴铬烤瓷                | 定制式                                                             | 固定义齿            | 格尔木新柯美义齿加工部           |              |
| QHZB5522  | 钛合金烤瓷               | 定制式                                                             | 固定义齿            | 格尔木新柯美义齿加工部           |              |
| QHZB5523  | 取石网篮                | Ntse-045065-udh                                                 | Ntse-045065-udh | 美国Cook Incorporated   |              |
| QHZB5524  | 外科补片(商品名：Parietex)  | TEC1309\$TEC1510                                                | /               | 法国Sofradim Production |              |
| QHZB5525  | 输尿管支架(商品名：Universa) | Usi-628                                                         | Usi-628         | 爱尔兰Cook Ireland Ltd.  |              |
| QHZB5527  | 输尿管导管               | 20015                                                           | 20015           | 美国Cook Incorporated   |              |
| QHZB55391 | 一次性套管穿刺器            | a*3.9mm+b*5.1mm+c*5.5mm+d*6mm+m*10.1mm+n*10.5mm+k*11mm+l*12.7mm | 6.0mm+2×10.1mm  | 泰州莱赛医疗器械有限公司          | 泰州莱赛医疗器械有限公司 |
| QHZB55398 | 一次性套管穿刺器            | a*3.9mm+b*5.1mm+c*5.5mm+d*6mm+m*10.1mm+n*10.5mm+k*11mm+l*12.7mm | 6.0mm+2×12.7mm  | 泰州莱赛医疗器械有限公司          | 泰州莱赛医疗器械有限公司 |

| 流水号       | 产品名称     | 产品规格                                                            | 产品型号           | 生产企业              | 挂网企业              |
|-----------|----------|-----------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| QHZB55404 | 一次性套管穿刺器 | a*3.9mm+b*5.1mm+c*5.5mm+d*6mm+m*10.1mm+n*10.5mm+k*11mm+l*12.7mm | 6.0mm+10.1mm   | 泰州莱赛医疗器械有限公司      | 泰州莱赛医疗器械有限公司      |
| QHZB55407 | 一次性套管穿刺器 | a*3.9mm+b*5.1mm+c*5.5mm+d*6mm+m*10.1mm+n*10.5mm+k*11mm+l*12.7mm | 6.0mm+12.7mm   | 泰州莱赛医疗器械有限公司      | 泰州莱赛医疗器械有限公司      |
| QHZB55410 | 一次性套管穿刺器 | a*3.9mm+b*5.1mm+c*5.5mm+d*6mm+m*10.1mm+n*10.5mm+k*11mm+l*12.7mm | 2×6mm+2×12.7mm | 泰州莱赛医疗器械有限公司      | 泰州莱赛医疗器械有限公司      |
| QHZB55467 | 一次性套管穿刺器 | a*3.9mm+b*5.1mm+c*5.5mm+d*6mm+m*10.1mm+n*10.5mm+k*11mm+l*12.7mm | 2×6mm+2×10.1mm | 泰州莱赛医疗器械有限公司      | 泰州莱赛医疗器械有限公司      |
| QHZB55468 | 一次性套管穿刺器 | a*3.9mm+b*5.1mm+c*5.5mm+d*6mm+m*10.1mm+n*10.5mm+k*11mm+l*12.7mm | 2*10.1mm       | 泰州莱赛医疗器械有限公司      | 泰州莱赛医疗器械有限公司      |
| QHZB55469 | 一次性套管穿刺器 | a*3.9mm+b*5.1mm+c*5.5mm+d*6mm+m*10.1mm+n*10.5mm+k*11mm+l*12.7mm | 2*12.7mm       | 泰州莱赛医疗器械有限公司      | 泰州莱赛医疗器械有限公司      |
| QHZB55470 | 一次性套管穿刺器 | a*3.9mm+b*5.1mm+c*5.5mm+d*6mm+m*10.1mm+n*10.5mm+k*11mm+l*12.7mm | 2*6.0mm        | 泰州莱赛医疗器械有限公司      | 泰州莱赛医疗器械有限公司      |
| QHZB55471 | 一次性套管穿刺器 | a*3.9mm+b*5.1mm+c*5.5mm+d*6mm+m*10.1mm+n*10.5mm+k*11mm+l*12.7mm | 10.1mm         | 泰州莱赛医疗器械有限公司      | 泰州莱赛医疗器械有限公司      |
| QHZB55472 | 一次性套管穿刺器 | a*3.9mm+b*5.1mm+c*5.5mm+d*6mm+m*10.1mm+n*10.5mm+k*11mm+l*12.7mm | 6.0mm          | 泰州莱赛医疗器械有限公司      | 泰州莱赛医疗器械有限公司      |
| QHZB55473 | 一次性套管穿刺器 | a*3.9mm+b*5.1mm+c*5.5mm+d*6mm+m*10.1mm+n*10.5mm+k*11mm+l*12.7mm | 12.7mm         | 泰州莱赛医疗器械有限公司      | 泰州莱赛医疗器械有限公司      |
| QHZB55551 | 颈部固定器    | 460*290*85mm                                                    | 85mm           | 西安逸思芙医疗器械科技有限责任公司 | 西安逸思芙医疗器械科技有限责任公司 |
| QHZB55552 | 颈部固定器    | 310*195*55                                                      | 55mm           | 西安逸思芙医疗器械科技有限责任公司 | 西安逸思芙医疗器械科技有限责任公司 |

| 流水号       | 产品名称                        | 产品规格                               | 产品型号                                                     | 生产企业                                           | 挂网企业              |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| QHZB55553 | 颈部固定器                       | 460*290*100                        | 100mm                                                    | 西安逸思芙医疗器械科技有限责任公司                              | 西安逸思芙医疗器械科技有限责任公司 |
| QHZB55568 | 人工骨(商品名: Bongros-HA)        | 1g, 1.0~3.0mm                      | HAGL                                                     | 韩国BioAlpha Inc.                                |                   |
| QHZB55569 | 人工骨(商品名: Bongros-HA)        | 0.5g, 1.0~3.0mm\$ 0.5g, 0.6~1.0mm  | HAGL                                                     | 韩国BioAlpha Inc.                                |                   |
| QHZB55570 | 人工骨(商品名: Bongros-HA)        | 0.25g, 1.0~3.0mm\$0.25g, 0.6~1.1mm | HAGL                                                     | 韩国BioAlpha Inc.                                |                   |
| QHZB55572 | 不透射线骨水泥(商品名: Spineplex)     | 406-222                            | 406-222                                                  | 美国Stryker Instruments                          |                   |
| QHZB55575 | 子宫内膜细胞采集器(商品名称: 净优)         | sap-i                              | sap-i                                                    | 北京赛普九洲科技发展有限公司                                 |                   |
| QHZB5611  | 外周支架系统(商品名: Omnilink Elite) | 导管长度:80cm;\$导管长度:135cm;            | 11000-12\$11000-16\$11000-19\$11001-12\$11001-16\$11001- | 德国Abbott Vascular Instruments Deutschland GmbH |                   |
| QHZB5624  | 1/3管型钢板(钛合金)                | 4-18孔                              | ZSQ01                                                    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                               |                   |
| QHZB5625  | 1/3管型钢板(不锈钢)                | 4-18孔                              | ZSQ01                                                    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                               |                   |
| QHZB5626  | 3mm限制钢板(钛合金)                | 4-18孔                              | ZSQ03                                                    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                               |                   |
| QHZB5627  | 3mm限制钢板(不锈钢)                | 4-18孔                              | ZSQ03                                                    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                               |                   |
| QHZB5628  | 4mm限制钢板(钛合金)                | 4-18孔                              | ZSQ04                                                    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司                               |                   |

| 流水号      | 产品名称           | 产品规格  | 产品型号  | 生产企业             | 挂网企业 |
|----------|----------------|-------|-------|------------------|------|
| QHZB5629 | 4mm限制钢板（不锈钢）   | 4-18孔 | ZSQ04 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5630 | 5mm限制钢板（钛合金）   | 4-18孔 | ZSQ05 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5631 | 5mm限制钢板（不锈钢）   | 4-18孔 | ZSQ05 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5632 | 3mm加压钢板（钛合金）   | 4-18孔 | ZSQ06 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5633 | 3mm加压钢板（不锈钢）   | 4-18孔 | ZSQ06 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5634 | 4mm加压钢板（钛合金）   | 4-18孔 | ZSQ06 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5635 | 4mm加压钢板（不锈钢）   | 4-18孔 | ZSQ06 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5636 | 5mm加压钢板（钛合金）   | 4-18孔 | ZSQ07 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5637 | 5mm加压钢板（不锈钢）   | 4-18孔 | ZSQ07 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5638 | 2.5mm限制钢板（钛合金） | 4-18孔 | ZSQ02 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5639 | 2.5mm限制钢板（不锈钢） | 4-18孔 | ZSQ02 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5640 | 肱骨限制钢板（钛合金）    | 4-18孔 | ZSQ04 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                | 产品型号      | 生产企业             | 挂网企业 |
|----------|-------------|---------------------|-----------|------------------|------|
| QHZB5641 | 肱骨限制钢板（不锈钢） | 4-18孔               | ZSQ04     | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5642 | 肱骨加压钢板（钛合金） | 4-18孔               | ZSQ06     | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5643 | 肱骨加压钢板（不锈钢） | 4-18孔               | ZSQ06     | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5644 | 直型指骨钢板（钛合金） | 2-16孔               | ZSQ11     | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5645 | 直型指骨钢板（不锈钢） | 2-16孔               | ZSQ11     | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5646 | 直型掌骨钢板（钛合金） | 2-16孔               | ZSQ13     | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5647 | 直型掌骨钢板（不锈钢） | 2-16孔               | ZSQ13     | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5648 | 直型重建钢板（钛合金） | 2-16孔               | ZSQ12     | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5649 | 直型重建钢板（不锈钢） | 2-16孔               | ZSQ12     | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5650 | 金属接骨螺钉（钛合金） | 6-120mm（每间隔2mm为一规格） | HAQ04 2.0 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5651 | 金属接骨螺钉（不锈钢） | 6-120mm（每间隔2mm为一规格） | HAQ04 2.0 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5652 | 金属接骨螺钉（钛合金） | 6-120mm（每间隔2mm为一规格） | HAQ03 3.5 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称                | 产品规格                         | 产品型号                                                                     | 生产企业             | 挂网企业 |
|----------|---------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|------|
| QHZB5653 | 金属接骨螺钉（不锈钢）         | 6-120mm（每间隔2mm为一规格）          | HAQ03 3.5                                                                | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5654 | 金属接骨螺钉（钛合金）         | 6-120mm（每间隔2mm为一规格）          | HAQ03 4.5                                                                | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5655 | 金属接骨螺钉（不锈钢）         | 6-120mm（每间隔2mm为一规格）          | HAQ03 4.5                                                                | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5656 | 4.0mm松质骨螺钉-全螺纹（钛合金） | 6-120mm（每间隔5mm为一规格）          | HBQ03 4.0                                                                | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5657 | 4.0mm松质骨螺钉-全螺纹（不锈钢） | 6-120mm（每间隔5mm为一规格）          | HBQ03 4.0                                                                | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5658 | 金属接骨螺钉（钛合金）         | 6-120mm（每间隔5mm为一规格）          | HBQ03 6.5                                                                | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5659 | 6.5mm松质骨螺钉-全螺纹（不锈钢） | 6-120mm（每间隔5mm为一规格）          | HBQ03 6.5                                                                | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5660 | 金属骨针                | 直径：0.8mm~5.0mm，长度：25mm~300mm | B01\$B02\$B03\$Zh01\$Zh02\$Zh03\$Zh04\$Lw01\$Lw02\$Lw03\$Lw04\$Lw05\$Lw0 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5661 | 小T型钢板（纯钛）           | 3-8孔                         | YSQ01                                                                    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5662 | 小T型钢板（不锈钢）          | 3-8孔                         | YSQ01                                                                    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5663 | 小T型钢板（纯钛）           | 3-8孔                         | YSQ04                                                                    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5664 | 小T型钢板（不锈钢）          | 3-8孔                         | YSQ04                                                                    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业             | 挂网企业 |
|----------|------------------|------|-------|------------------|------|
| QHZB5665 | 斜T型钢板（纯钛）        | 3-8孔 | YSQ03 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5666 | 斜T型钢板（不锈钢）       | 3-8孔 | YSQ03 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5667 | T型指骨钢板（纯钛）       | 3-8孔 | YSQ02 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5668 | T型指骨钢板（不锈钢）      | 3-8孔 | YSQ02 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5669 | T型掌骨钢板（纯钛）       | 3-8孔 | YSQ02 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5670 | T型掌骨钢板（不锈钢）      | 3-8孔 | YSQ02 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5671 | L型指骨钢板（纯钛）       | 3-8孔 | YSQ14 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5672 | L型指骨钢板（不锈钢）      | 3-8孔 | YSQ14 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5673 | L型掌骨钢板（纯钛）       | 3-8孔 | YSQ14 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5674 | L型掌骨钢板（不锈钢）      | 3-8孔 | YSQ14 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5675 | 110° L型指骨钢板（纯钛）  | 3-8孔 | YSQ15 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5676 | 110° L型指骨钢板（不锈钢） | 3-8孔 | YSQ15 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |



| 流水号      | 产品名称          | 产品规格  | 产品型号  | 生产企业             | 挂网企业 |
|----------|---------------|-------|-------|------------------|------|
| QHZB5677 | T型钢板（纯钛）      | 3-15孔 | YSQ09 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5678 | T型钢板（不锈钢）     | 3-15孔 | YSQ09 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5679 | L型钢板（纯钛）      | 3-15孔 | YSQ12 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5680 | L型钢板（不锈钢）     | 3-15孔 | YSQ12 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5681 | 三叶钢板（纯钛）      | 3-14孔 | YSQ19 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5682 | 三叶钢板（不锈钢）     | 3-14孔 | YSQ19 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5683 | Y型钢板（纯钛）      | 3-14孔 | JZQ03 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5684 | Y型钢板（不锈钢）     | 3-14孔 | JZQ03 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5685 | 肱骨近端钢板（纯钛）    | 3-14孔 | JZQ04 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5686 | 肱骨近端钢板（不锈钢）   | 3-14孔 | JZQ04 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5687 | 肱骨远端内侧钢板（纯钛）  | 3-14孔 | JZQ05 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5688 | 肱骨远端内侧钢板（不锈钢） | 3-14孔 | JZQ05 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称            | 产品规格  | 产品型号  | 生产企业             | 挂网企业 |
|----------|-----------------|-------|-------|------------------|------|
| QHZB5689 | 肱骨近端外侧解剖钢板（纯钛）  | 3-14孔 | JZQ05 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5690 | 肱骨近端外侧解剖钢板（不锈钢） | 3-14孔 | JZQ05 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5691 | 肱骨内上髁钢板（纯钛）     | 3-14孔 | JZQ05 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5692 | 肱骨内上髁钢板（不锈钢）    | 3-14孔 | JZQ05 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5693 | 肱骨外上髁钢板（纯钛）     | 3-14孔 | JZQ05 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5694 | 肱骨外上髁钢板（不锈钢）    | 3-14孔 | JZQ05 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5695 | 跟骨钢板（矩型）（纯钛）    | 8-14孔 | JZQ06 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5696 | 跟骨钢板（矩型）（不锈钢）   | 8-14孔 | JZQ06 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5697 | 跟骨钢板（爪型）（纯钛）    | 8-16孔 | JZQ07 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5698 | 跟骨钢板（爪型）（不锈钢）   | 8-16孔 | JZQ07 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5699 | 腓骨远端外侧钢板（纯钛）    | 3-10孔 | YSQ13 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5700 | 腓骨远端外侧钢板（不锈钢）   | 3-10孔 | YSQ13 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称           | 产品规格                           | 产品型号   | 生产企业             | 挂网企业 |
|----------|----------------|--------------------------------|--------|------------------|------|
| QHZB5701 | 腓桡骨远端外侧钢板（纯钛）  | 3-10孔                          | YSQ13  | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5702 | 腓桡骨远端外侧钢板（不锈钢） | 3-10孔                          | YSQ13  | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5703 | 腓骨远端钢板（纯钛）     | 3-10孔                          | YSQ13  | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5704 | 腓骨远端钢板（不锈钢）    | 3-10孔                          | YSQ13  | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5705 | 髌支持钢板（纯钛）      | 3-16孔                          | JZQ02  | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5706 | 髌支持钢板（不锈钢）     | 3-16孔                          | JZQ02  | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5707 | 股骨近端外侧钢板（纯钛）   | 3-16孔                          | JZQ08  | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5708 | 股骨近端外侧钢板（不锈钢）  | 3-16孔                          | JZQ08  | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5709 | 股骨远端外侧钢板（纯钛）   | 3-16孔                          | JZQ08  | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5710 | 股骨远端外侧钢板（不锈钢）  | 3-16孔                          | JZQ08  | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5711 | 股骨交锁髓内钉（钛合金）   | 9、10、11X320-420mm（每间隔10mm为一规格） | ZSSNGG | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5712 | 股骨远端内侧钢板（纯钛）   | 3-16孔                          | JZQ08  | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格  | 产品型号  | 生产企业             | 挂网企业 |
|----------|---------------|-------|-------|------------------|------|
| QHZB5713 | 股骨远端内侧钢板（不锈钢） | 3-16孔 | JZQ08 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5714 | 高尔夫钢板（纯钛）     | 3-16孔 | JZQ01 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5715 | 高尔夫钢板（不锈钢）    | 3-16孔 | JZQ01 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5716 | 胫骨远端外侧钢板（纯钛）  | 3-16孔 | JZQ09 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5717 | 胫骨远端外侧钢板（不锈钢） | 3-16孔 | JZQ09 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5718 | 胫骨远端内侧钢板（纯钛）  | 3-16孔 | JZQ09 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5719 | 胫骨远端内侧钢板（不锈钢） | 3-16孔 | JZQ09 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5720 | 胫骨近端外侧钢板（纯钛）  | 3-16孔 | JZQ01 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5721 | 胫骨近端外侧钢板（不锈钢） | 3-16孔 | JZQ01 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5722 | 胫骨近端内侧钢板（纯钛）  | 3-16孔 | JZQ09 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5723 | 胫骨近端内侧钢板（不锈钢） | 3-16孔 | JZQ09 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5724 | 锁骨钩钢板（纯钛）     | 3-10孔 | JSQ01 | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称            | 产品规格                           | 产品型号      | 生产企业             | 挂网企业 |
|----------|-----------------|--------------------------------|-----------|------------------|------|
| QHZB5725 | 锁骨钩钢板（不锈钢）      | 3-10孔                          | JSQ01     | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5726 | 尺骨鹰嘴钩钢板（纯钛）     | 3-14孔                          | JZQ05     | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5727 | 尺骨鹰嘴钩钢板（不锈钢）    | 3-14孔                          | JZQ05     | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5728 | 弧型重建钢板＜盆骨＞（纯钛）  | 3-14孔                          | YSQ20     | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5729 | 弧型重建钢板＜盆骨＞（不锈钢） | 3-14孔                          | YSQ20     | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5730 | 弧型重建钢板＜锁骨＞（纯钛）  | 3-14孔                          | YSQ16     | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5731 | 弧型重建钢板＜锁骨＞（不锈钢） | 3-14孔                          | YSQ16     | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5732 | 股骨交锁髓内钉（不锈钢）    | 9、10、11X320-420mm（每间隔10mm为一规格） | ZSSNGG    | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5733 | 股骨倒打髓内钉（钛合金）    | 9、10、11X200-360mm（每间隔10mm为一规格） | ZSSNGG-I  | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5734 | 股骨倒打髓内钉（不锈钢）    | 9、10、11X200-360mm（每间隔10mm为一规格） | ZSSNGG-I  | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5735 | 伽玛钉（钛合金）        | 9、10、11X180-420mm（每间隔10mm为一规格） | ZSSNGG-II | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |
| QHZB5736 | 伽玛钉（不锈钢）        | 9、10、11X180-420mm（每间隔10mm为一规格） | ZSSNGG-II | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                      | 产品型号                                                                 | 生产企业             | 挂网企业         |
|----------|------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|
| QHZB5737 | 股骨交锁髓内钉-III（钛合金） | 9、10、11、12X180-420mm（每间隔10mm为一规格）         | ZSSNGS                                                               | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |              |
| QHZB5738 | 股骨交锁髓内钉-III（不锈钢） | 9、10、11、12X180-420mm（每间隔11mm为一规格）         | ZSSNGS                                                               | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |              |
| QHZB5739 | PFNA髓内钉（钛合金）     | 9.2、10.2、11.2、12.2X160-420mm（每间隔10mm为一规格） | ZSSNGP                                                               | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |              |
| QHZB5740 | 胫骨交锁髓内钉（钛合金）     | 8、9、10X240-360mm（每间隔10mm为一规格）             | ZSSNJG                                                               | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |              |
| QHZB5741 | 胫骨交锁髓内钉（不锈钢）     | 8、9、10X240-360mm（每间隔11mm为一规格）             | ZSSNJG                                                               | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |              |
| QHZB5750 | 骨牵引针（不锈钢）        | 直径：0.8mm~7.0mm，长度：20mm~400mm              | QYGY01\$QYGY02\$QYGY03\$QYGY04\$QYGY05\$QYGY06\$QYGY07\$QYLW01\$QYLW | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |              |
| QHZB5751 | 骨牵引针             | 直径：0.8mm~7.0mm，长度：20mm~400mm              | QYGY01\$QYGY02\$QYGY03\$QYGY04\$QYGY05\$QYGY06\$QYGY07\$QYLW01\$QYLW | 常州市武进金兴达医疗器械有限公司 |              |
| QHZB5803 | 桡动脉压迫止血带         | /                                         | YCR-I型                                                               | 南京友德邦医疗科技有限公司    |              |
| QHZB5810 | 脱敏糊剂             | 61g/支\$120g/支                             | /                                                                    | 四川天福精细化工有限公司     | 四川天福精细化工有限公司 |
| QHZB5811 | 弹性义齿（安舒美弹性义齿）    | 定制                                        | 树脂基托局部义齿                                                             | 成都口口齿科技术有限公司     | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5812 | 弹性义齿（高精安舒美弹性义齿）  | 定制                                        | 树脂基托局部义齿                                                             | 成都口口齿科技术有限公司     | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5813 | 附着体（磁性）          | 定制                                        | 弯制支架可摘局部义齿                                                           | 成都口口齿科技术有限公司     | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                       | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|----------------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB5814 | 附着体（高精磁性）                  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5815 | 附着体（纯钛磁性）                  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5816 | 附着体（高精纯钛磁性）                | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5817 | 附着体（太极扣/美国Stern附着体（gold）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5818 | 附着体（高精太极扣/美国Stern附着体（gold） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5819 | 附着体（纯钛太极扣）                 | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5820 | 附着体（高精纯钛太极扣）               | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5821 | 附着体（无铍无镍太极扣）               | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5822 | 附着体（高精无铍无镍太极扣）             | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5823 | 附着体（球帽式                    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5824 | 附着体（高精球帽式）                 | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5825 | 附着体（栓道式）                   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称            | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|-----------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB5826 | 附着体（高精栓道式）      | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5827 | 附着体（附着体帽）       | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5828 | 附着体（高精附着体帽）     | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5829 | 附着体（金铂合金太极扣）    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5830 | 附着体（高精金铂合金太极扣）  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5831 | 附着体（中金合金太极扣）    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5832 | 附着体（高精中金合金太极扣）  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5833 | 附着体（钯金合金太极扣）    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5834 | 附着体（高精钯金合金太极扣）  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5835 | 附着体（钯银合金太极扣）    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5836 | 附着体（高精钯银合金太极扣）  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5837 | 附着体（金铂合金球帽式附着体） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |



| 流水号      | 产品名称              | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|-------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB5838 | 附着体（高精金铂合金球帽式附着体） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5839 | 附着体（中金合金球帽式附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5840 | 附着体（高精中金合金球帽式附着体） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5841 | 附着体（钯金合金球帽式附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5842 | 附着体（高精钯金合金球帽式附着体） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5843 | 附着体（钯银合金球帽式附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5844 | 附着体（高精钯银合金球帽式附着体） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5845 | 附着体（金铂合金栓道式附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5846 | 附着体（高精金铂合金栓道式附着体） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5847 | 附着体（中金合金栓道式附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5848 | 附着体（高精中金合金栓道式附着体） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5849 | 附着体（钯金合金栓道式附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称              | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|-------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB5850 | 附着体（高精钯金合金栓道式附着体） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5851 | 附着体（钯银合金栓道式附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5852 | 附着体（高精钯银合金栓道式附着体） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5853 | 附着体（金铂合金磁性附着体）    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5854 | 附着体（高精金铂合金磁性附着体）  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5855 | 附着体（中金合金磁性附着体）    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5856 | 附着体（高精中金合金磁性附着体）  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5857 | 附着体（钯金合金磁性附着体）    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5858 | 附着体（高精钯金合金磁性附着体）  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5859 | 附着体（钯银合金磁性附着体）    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5860 | 附着体（高精钯银合金磁性附着体）  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5861 | 附着体（无铍太极扣）        | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB5862 | 附着体（高精无铍太极扣）     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5863 | 附着体（进口无铍太极扣）     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5864 | 附着体（高精进口无铍太极扣）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5865 | 附着体（德国BK钴铬太极扣）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5866 | 附着体（高精德国BK钴铬太极扣） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5867 | 附着体（生物合金太极扣）     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5868 | 附着体（高精生物合金太极扣）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5869 | 附着体（纯钛金属太极扣）     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5870 | 附着体（高精纯钛金属太极扣）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5871 | 附着体（无铍金属磁性附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5872 | 附着体（高精无铍金属磁性附着体） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5873 | 附着体（进口无铍磁性附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称               | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB5874 | 附着体（高精进口无铍磁性附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5875 | 附着体（无铍无镍磁性附着体）     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5876 | 附着体（高精无铍无镍磁性附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5877 | 附着体（德国BK钴铬磁性附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5878 | 附着体（高精德国BK钴铬磁性附着体） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5879 | 附着体（生物合金磁性附着体）     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5880 | 附着体（高精生物合金磁性附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5881 | 附着体（无铍金属球帽式附着体）    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5882 | 附着体（高精无铍金属球帽式附着体）  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5883 | 附着体（进口无铍球帽式附着体）    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5884 | 附着体（高精进口无铍球帽式附着体）  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5885 | 附着体（无铍无镍球帽式附着体）    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|---------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB5886 | 附着体（高精无铍无镍球帽式附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5887 | 附着体（德国BK钴铬球帽式附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5888 | 附着体（高精德国BK钴铬球帽式附着体） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5889 | 附着体（生物合金球帽式附着体）     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5890 | 附着体（高精生物合金球帽式附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5891 | 附着体（无铍金属栓道式附着体）     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5892 | 附着体（高精无铍金属栓道式附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5893 | 附着体（进口无铍栓道式附着体）     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5894 | 附着体（高精进口无铍栓道式附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5895 | 附着体（无铍无镍栓道式附着体）     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5896 | 附着体（高精无铍无镍栓道式附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5897 | 附着体（德国BK钴铬栓道式附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|---------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB5898 | 附着体（高精德国BK钴铬栓道式附着体） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5899 | 附着体（生物合金栓道式附着体）     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5900 | 附着体（高精生物合金栓道式附着体）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5901 | 个体托盘（光固化制作）         | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5902 | 个体托盘（高精光固化制作）       | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5903 | 个体托盘（自凝胶制作）         | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5904 | 个体托盘（高精自凝胶制作）       | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5905 | 贵金属支架（金铂合金支架）       | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5906 | 贵金属支架（金铂合金支架（重量单价）） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5907 | 贵金属支架（中金合金支架）       | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5908 | 贵金属支架（中金合金支架（重量单价）） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5909 | 贵金属支架（钯金合金支架）       | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称                | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业                         | 挂网企业             |
|-----------|---------------------|------|------------|------------------------------|------------------|
| QHZB5910  | 贵金属支架（钯金合金支架（重量单价）） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5911  | 贵金属支架（钯银合金支架）       | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5912  | 贵金属支架（钯银合金支架（重量单价）） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5913  | 胶托（局部胶托（/合成树脂）      | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5914  | 胶托（高精局部胶托（/合成树脂）    | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5915  | 胶托（软衬（半口）/树脂）       | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5916  | 定制式活动义齿             | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB59167 | 热牙胶充填机工作尖           | 1个/盒 | BP5506     | 彼尔生物科技有限公司（B&L Biotech, Inc） | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |
| QHZB5917  | 胶托（不碎胶（局部）/树脂）      | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5918  | 胶托（高精不碎胶（局部）/树脂）    | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5919  | 胶托（不碎胶（半口）/树脂）      | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5920  | 胶托（高精不碎胶（半口）/树脂）    | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |

| 流水号       | 产品名称                   | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业                         | 挂网企业             |
|-----------|------------------------|------|----------|------------------------------|------------------|
| QHZB5921  | 胶托（弯制卡环/医用钢丝           | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5922  | 胶托（高精弯制卡环/医用钢丝         | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5923  | 胶托（真空压膜夜磨牙套/树脂）        | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5924  | 胶托（义齿组织面重衬/树脂）         | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5925  | 胶托（口腔颌面外科赈复体修复（中空）/树脂） | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5926  | 胶托（透明卡环/树脂）            | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5927  | 胶托（高精透明卡环（只）/树脂）       | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5928  | 胶托（修补基托/树脂）            | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5929  | 胶托（高精修补基托/树脂）          | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5930  | 胶托（加闪光粉）               | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB59305 | 热牙胶充填机针头               | 4个/包 | 23ga     | 彼尔生物科技有限公司（B&L Biotech, Inc） | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |
| QHZB5931  | 胶托（加彩色）                | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |



| 流水号       | 产品名称             | 产品规格   | 产品型号      | 生产企业                         | 挂网企业             |
|-----------|------------------|--------|-----------|------------------------------|------------------|
| QHZB5932  | 胶托（雕牙/造牙粉）       | 定制     | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5933  | 胶托（食嵌器）          | 定制     | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5934  | 胶托（腭杆）           | 定制     | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB59345 | 根管充填器            | 1套/盒   | 50/100    | 彼尔生物科技有限公司（B&L Biotech, Inc） | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |
| QHZB5935  | 胶托（舌杆）           | 定制     | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5936  | 胶托（颌垫（半口））       | 定制     | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5937  | 胶托（金属颌垫/齿科合金）    | 定制     | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5938  | 胶托（阻塞器）          | 定制     | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5939  | 胶托（漂白牙套/热塑片）     | 定制     | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB5940  | 胶托（塑胶颌面/树脂）      | 定制     | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB59409 | 一次性使用无菌牙科注射针     | 100个/盒 | 30G(21mm) | C-K DENTAL IND. CO., LTD     | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |
| QHZB5941  | 胶托（铸造卡环(件)/齿科合金） | 定制     | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司     |

| 流水号      | 产品名称                      | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|---------------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB5942 | 胶托（高精铸造卡环(件)/齿科合金）        | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5943 | 胶托（阻𪚩器/树脂）                | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5944 | 胶托（加卡环）                   | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5945 | 胶托（高精加卡环）                 | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5946 | 胶托（高精塑胶颌面）                | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5947 | 胶托（铸造支托）                  | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5948 | 胶托（高精铸造支托）                | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5949 | 金属基底（钴铬合金）                | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5950 | 金属基底（高精金属基底/钴铬合金）         | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5951 | 金属网（VITALLIUM(维它宁)铸造金属）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5952 | 金属网（高精VITALLIUM(维它宁)铸造金属） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5953 | 金属网（纯钛铸造金属）               | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                 | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|----------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB5954 | 金属网（高精纯钛铸造金属）        | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5955 | 金属网（萨帕特铸造金属）         | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5956 | 金属网（高精萨帕特铸造金属）       | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5957 | 金属网（德国BK高弹铸造金属）      | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5958 | 金属网（高精德国BK高弹铸造金属）    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5959 | 金属网（铸造金属/钴铬合金）       | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5960 | 金属网（高精铸造金属/钴铬合金）     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5961 | 金属网（诺必灵超优质金属）        | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5962 | 金属网（高精诺必灵超优质金属）      | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5963 | 金属网（修补金属网）           | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5964 | 金属网（高精修补金属网）         | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5965 | 金属支架（支架上接金属牙合面/钴铬合金） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                            | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|---------------------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB5966 | 金属支架（高精支架上接金属牙合面/钴铬合金）          | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5967 | 金属支架（大）<br>（VITALLIUM(维它宁)合金）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5968 | 金属支架（大）（高精<br>VITALLIUM(维它宁)合金） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5969 | 金属支架（大）（诺必灵超<br>优质支架金属）         | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5970 | 金属支架（大）（高精诺必<br>灵超优质支架金属）       | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5971 | 金属支架（大）（纯钛金<br>属）               | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5972 | 金属支架（大）（高精纯钛<br>金属）             | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5973 | 金属支架（大）（萨帕特支<br>架金属）            | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5974 | 金属支架（大）（高精萨帕<br>特支架金属）          | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5975 | 金属支架（大）（德国BK高<br>弹支架金属）         | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5976 | 金属支架（大）（高精德国<br>BK高弹支架金属）       | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5977 | 金属支架（大）（德国BEGO<br>高弹支架金属）       | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                        | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|-----------------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB5978 | 金属支架（大）（高精德国BEGO高弹支架金属）     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5979 | 金属支架（小）（VITALLIUM(维它宁)合金）   | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5980 | 金属支架（小）（高精VITALLIUM(维它宁)合金） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5981 | 金属支架（小）（诺必灵超优质支架金属）         | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5982 | 金属支架（小）（高精诺必灵超优质支架金属）       | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5983 | 金属支架（小）（纯钛金属）               | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5984 | 金属支架（小）（高精纯钛金属）             | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5985 | 金属支架（小）（萨帕特支架金属）            | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5986 | 金属支架（小）（高精萨帕特支架金属）          | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5987 | 金属支架（小）（德国BK高弹支架金属）         | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5988 | 金属支架（小）（高精德国BK高弹支架金属）       | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5989 | 金属支架（小）（德国BEGO高弹支架金属）       | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                    | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|-------------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB5990 | 金属支架（小）（高精德国BEG0高弹支架金属） | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5991 | 临时冠（复合树脂）               | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5992 | 树脂（沪鸽树脂牙）               | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5993 | 树脂（高精沪鸽树脂牙）             | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5994 | 树脂（日本山八牙）               | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5995 | 树脂（高精日本山八牙）             | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5996 | 树脂（德国贺利氏三层色牙）           | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5997 | 树脂（高精德国贺利氏三层色牙）         | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5998 | 树脂（日本松风塑钢牙）             | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB5999 | 树脂（高精日本松风塑钢牙）           | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6000 | 树脂（普通塑钢牙（日本））           | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6001 | 树脂（高精普通塑钢牙（日本））         | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                   | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|------------------------|------|----------|--------------|--------------|
| QHZB6002 | 树脂（凯晶豪华四层显色牙）          | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6003 | 树脂（高精凯晶豪华四层显色牙）        | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6004 | 树脂（凯晶舒适四层显色牙）          | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6005 | 树脂（高精凯晶舒适四层显色牙）        | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6006 | 树脂（VITALIFE树脂（3D树脂牙）   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6007 | 树脂（高精VITALIFE树脂（3D树脂牙） | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6008 | 树脂（沪鸽树脂牙（半口））          | 定制   | 树脂基托全口义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6009 | 树脂（高精沪鸽树脂牙（半口））        | 定制   | 树脂基托全口义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6010 | 树脂（日本山八牙（半口））          | 定制   | 树脂基托全口义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6011 | 树脂（高精日本山八牙（半口））        | 定制   | 树脂基托全口义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6012 | 树脂（德国贺利氏三层色牙（半口））      | 定制   | 树脂基托全口义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6013 | 树脂（高精德国贺利氏三层色牙（半口））    | 定制   | 树脂基托全口义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                      | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|---------------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZB6014 | 3D模型（树脂模型）                | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6015 | 树脂（日本松风塑钢牙（半口））           | 定制   | 树脂基托全口义齿  | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6016 | 树脂（高精日本松风塑钢牙（半口））         | 定制   | 树脂基托全口义齿  | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6017 | 树脂（普通塑钢牙（日本）（半口））         | 定制   | 树脂基托全口义齿  | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6018 | 树脂（高精普通塑钢牙（日本）（半口））       | 定制   | 树脂基托全口义齿  | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6019 | 树脂（凯晶豪华四层显色牙（半口））         | 定制   | 树脂基托全口义齿  | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6020 | 树脂（高精凯晶豪华四层显色牙（半口））       | 定制   | 树脂基托全口义齿  | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6021 | 树脂（凯晶舒适四层显色牙（半口））         | 定制   | 树脂基托全口义齿  | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6022 | 树脂（高精凯晶舒适四层显色牙（半口））       | 定制   | 树脂基托全口义齿  | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6023 | 树脂（VITALIFE树脂（3D树脂牙（半口））  | 定制   | 树脂基托全口义齿  | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6024 | 树脂（高精VITALIFE树脂（3D树脂牙（半口） | 定制   | 树脂基托全口义齿  | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6025 | 树脂（高丝磨牙）                  | 定制   | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |



| 流水号       | 产品名称                  | 产品规格   | 产品型号     | 生产企业                            | 挂网企业             |
|-----------|-----------------------|--------|----------|---------------------------------|------------------|
| QHZB6026  | 树脂（高精高丝磨牙）            | 定制     | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                    | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6027  | 树脂（高丝磨牙半口）            | 定制     | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                    | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6028  | 树脂（高精高丝磨牙半口）          | 定制     | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                    | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6029  | 树脂（合金钉瓷牙）             | 定制     | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                    | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB60297 | 牙胶尖                   | 60个/盒  | 25/.04   | 舒尔齿科有限公司（SURE DENT CORPORATION） | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |
| QHZB6030  | 树脂（高精合金钉瓷牙）           | 定制     | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                    | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6031  | 树脂（合金钉瓷牙半口）           | 定制     | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                    | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB60312 | 牙胶尖                   | 60个/盒  | F2       | 舒尔齿科有限公司（SURE DENT CORPORATION） | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |
| QHZB6032  | 树脂（高精合金钉瓷牙半口）         | 定制     | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                    | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB60328 | 牙胶尖                   | 120个/盒 | 20       | 舒尔齿科有限公司（SURE DENT CORPORATION） | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |
| QHZB6033  | 数据采集设计模型（半口）<br>（树脂）  | 定制     | 树脂基托全口义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                    | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6034  | 数字化导板（半口）（专用<br>树脂材料） | 定制     | 树脂基托全口义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                    | 成都口口齿科技术有限公司     |

| 流水号       | 产品名称              | 产品规格   | 产品型号       | 生产企业                            | 挂网企业             |
|-----------|-------------------|--------|------------|---------------------------------|------------------|
| QHZB60340 | 牙胶尖               | 100个/盒 | obturator  | 舒尔齿科有限公司（SURE DENT CORPORATION） | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |
| QHZB6035  | 套筒冠（无铍金属（内冠））     | 定制     | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                    | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6036  | 套筒冠（高精无铍金属（内冠））   | 定制     | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                    | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6037  | 套筒冠（进口无铍（内冠））     | 定制     | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                    | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6038  | 套筒冠（高精进口无铍（内冠））   | 定制     | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                    | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6039  | 套筒冠（无铍无镍（内冠））     | 定制     | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                    | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6040  | 套筒冠（高精无铍无镍（内冠））   | 定制     | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                    | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6041  | 套筒冠（德国BK钴铬（内冠））   | 定制     | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                    | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6042  | 套筒冠（高精德国BK钴铬（内冠）） | 定制     | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                    | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6043  | 套筒冠（生物合金（内冠））     | 定制     | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                    | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6044  | 套筒冠（高精生物合金（内冠））   | 定制     | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                    | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6045  | 套筒冠（纯钛金属（内冠））     | 定制     | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司                    | 成都口口齿科技术有限公司     |

| 流水号       | 产品名称                | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业                      | 挂网企业             |
|-----------|---------------------|------|------------|---------------------------|------------------|
| QHZB6046  | 套筒冠（高精纯钛金属（内冠））     | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6047  | 套筒冠（金铂合金套筒冠（内冠））    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6048  | 套筒冠（高精金铂合金套筒冠（内冠））  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6049  | 套筒冠（中金合金套筒冠（内冠））    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6050  | 套筒冠（高精中金合金套筒冠（内冠））  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB60504 | 暂封性根管充填材料           | 2g/支 | Well-Paste | 倍丽康有限公司（Vericom Co.,Ltd.） | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |
| QHZB6051  | 套筒冠（钯金合金套筒冠（内冠））    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6052  | 套筒冠（高精钯金合金套筒冠（内冠））  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6053  | 套筒冠（钯银合金套筒冠（内冠））    | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6054  | 套筒冠（高精钯银合金套筒冠（内冠））  | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6055  | 隐形义齿（隐形树脂材料）        | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6056  | 隐形义齿（高精隐形义齿/隐形树脂材料） | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |

| 流水号      | 产品名称                 | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|----------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB6057 | 运动保护套（真空压膜运动保护套(厚型)） | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6058 | 运动保护套（真空压膜运动保护套(中型)） | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6059 | 运动保护套（真空压膜运动保护套(薄型)） | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6060 | 整铸支架（大）（铸造金属）        | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6061 | 整铸支架（大）（高精铸造金属）      | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6062 | 整铸支架（小）（铸造金属）        | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6063 | 整铸支架（小）（高精铸造金属）      | 定制   | 弯制支架可摘局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6064 | 正畸矫治器（真空压膜保持器/树脂）    | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6065 | 正畸矫治器（Hawley保持器）     | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6066 | 正畸矫治器（改良Hawley保持器）   | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6067 | 正畸矫治器（丝圈式缺陷保持器）      | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6068 | 正畸矫治器（缺陷保持器）         | 定制   | 树脂基托局部义齿   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                            | 产品规格 | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|---------------------------------|------|----------|--------------|--------------|
| QHZB6069 | 正畸矫治器（下颌舌弓式缺隙保持器）               | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6070 | 正畸矫治器（前牙反牙合牙合垫式保持器）             | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6071 | 正畸矫治器（后牙反牙合牙合垫式保持器）             | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6072 | 正畸矫治器（分裂簧分裂基托矫治器）               | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6073 | 正畸矫治器（唇档矫治器）                    | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6074 | 正畸矫治器（平面/斜面导板）                  | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6075 | 正畸矫治器（FR I，II, III功能调节器）        | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6076 | 正畸矫治器（生物调节器（Bionator））          | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6077 | 正畸矫治器（双牙合垫矫治器（twin正畸矫治器（block）） | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6078 | 正畸矫治器（舌习惯矫治器）                   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6079 | 正畸矫治器（破除吮习惯矫治器/鄂网矫治器）           | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6080 | 正畸矫治器（丝圈式阻萌器）                   | 定制   | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号       | 产品名称                   | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业                      | 挂网企业             |
|-----------|------------------------|-----------|-----------|---------------------------|------------------|
| QHZB60803 | 根管润滑剂                  | 6g/支      | Well-Prep | 倍丽康有限公司（Vericom Co.,Ltd.） | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |
| QHZB6081  | 正畸矫治器（破除咬下唇习惯矫治器（唇档丝）） | 定制        | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6082  | 正畸矫治器（破除吮颊习惯矫治器（颊屏））   | 定制        | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6083  | 正畸矫治器（W形扩弓器）           | 定制        | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB60831 | 牙科用粘接剂                 | 5ml/支     | BC Plus   | 倍丽康有限公司（Vericom Co.,Ltd.） | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |
| QHZB6084  | 正畸矫治器（四眼簧扩弓器）          | 定制        | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6085  | 正畸矫治器（扩弓矫治器）           | 定制        | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6086  | 正畸矫治器（摆式矫治器）           | 定制        | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6087  | 正畸矫治器（肌激动器）            | 定制        | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB60878 | 光固化窝沟封闭剂               | 1.2g*2支/盒 | Eco-S     | 倍丽康有限公司（Vericom Co.,Ltd.） | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |
| QHZB6088  | 正畸矫治器（前方牵引器）           | 定制        | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6089  | 正畸矫治器（口外弓矫治器）          | 定制        | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |

| 流水号       | 产品名称            | 产品规格  | 产品型号                 | 生产企业                      | 挂网企业             |
|-----------|-----------------|-------|----------------------|---------------------------|------------------|
| QHZB60893 | 牙科用光固化树脂        | 4g/支  | DenFi2100A2          | 倍丽康有限公司（Vericom Co.,Ltd.） | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |
| QHZB6090  | 正畸矫治器（NANCE托）   | 定制    | 树脂基托局部义齿             | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6091  | 正畸矫治器（舌弓矫治器）    | 定制    | 树脂基托局部义齿             | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6092  | 正畸矫治器（螺旋扩弓器     | 定制    | 树脂基托局部义齿             | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB60929 | 光固化流体树脂         | 2g/支  | DenFiFlow5100A2      | 倍丽康有限公司（Vericom Co.,Ltd.） | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |
| QHZB6093  | 正畸矫治器（三向螺旋扩弓器）  | 定制    | 树脂基托局部义齿             | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6094  | 正畸矫治器（支架式螺旋扩弓器） | 定制    | 树脂基托局部义齿             | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6095  | 正畸矫治器（加舌簧）      | 定制    | 树脂基托局部义齿             | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB60958 | 齿科酸蚀剂           | 3ml/支 | DenFil TM Etchant-37 | 倍丽康有限公司（Vericom Co.,Ltd.） | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |
| QHZB6096  | 正畸矫治器（颊面管）      | 定制    | 树脂基托局部义齿             | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB6097  | 正畸矫治器（掀盖式颊面管）   | 定制    | 树脂基托局部义齿             | 成都口口齿科技术有限公司              | 成都口口齿科技术有限公司     |
| QHZB60977 | 齿科酸蚀剂           | 5ml/支 | DenFil TM Etchant-37 | 倍丽康有限公司（Vericom Co.,Ltd.） | 明光世经（北京）商贸有限责任公司 |

| 流水号       | 产品名称         | 产品规格  | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业         |
|-----------|--------------|-------|----------|--------------|--------------|
| QHZB6098  | 正畸矫治器（阻萌器）   | 定制    | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6099  | 正畸矫治器（横腭弓）   | 定制    | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6100  | 正畸矫治器（带环）    | 定制    | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6101  | 正畸矫治器（球形邻间钩） | 定制    | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6102  | 正畸矫治器（卡通图）   | 定制    | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB61025 | 骨牵引针         | Φ 0.6 | Φ 0.6    | 天津市津东希翼医疗器械厂 | 天津市津东希翼医疗器械厂 |
| QHZB6103  | 正畸矫治器（腭管）    | 定制    | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6104  | 正畸矫治器（腭护板）   | 定制    | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6105  | 正畸矫治器（螺旋扩弓簧） | 定制    | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6106  | 正畸矫治器（腭刺）    | 定制    | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6107  | 正畸矫治器（拉钩）    | 定制    | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6108  | 正畸矫治器（隐形矫治器） | 定制    | 树脂基托局部义齿 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |



| 流水号      | 产品名称                    | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|-------------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZB6109 | 正畸矫治器（功能矫治器）            | 定制   | 树脂基托局部义齿  | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6110 | 3D模型（高精树脂模型）            | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6111 | 钢牙充胶（复合树脂材料）            | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6112 | 钢牙充胶（高精钢牙充胶/树脂）         | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6113 | 个性化金属基台（高精3D纯钛）         | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6114 | 个性化金属基台（3D纯钛）           | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6115 | 个性化金属基台（无铍无镍金属）         | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6116 | 个性化金属基台（高精无铍无镍金属）       | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6117 | 个性化金属基台（生物合金）           | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6118 | 个性化金属基台（高精生物合金）         | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6119 | 个性化金属基台（德国BK钴铬合金）       | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6120 | 个性化金属基台（个性化纯钛基台板（含牙龈瓷）） | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                  | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|-----------------------|------|---------|--------------|--------------|
| QHZB6121 | 个性化金属基台（高精德国BK钴铬合金）   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6122 | 个性化全瓷基台（瑞典瓷）          | 定制   | 全瓷冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6123 | 个性化全瓷基台（高精瑞典瓷）        | 定制   | 全瓷冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6124 | 个性化全瓷基台（3D全瓷种植/氧化锆）   | 定制   | 全瓷冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6125 | 个性化全瓷基台（高精3D全瓷种植/氧化锆） | 定制   | 全瓷冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6126 | 个性化全瓷基台（进口氧化锆）        | 定制   | 全瓷冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6127 | 个性化全瓷基台（高精进口氧化锆）      | 定制   | 全瓷冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6128 | 贵金属金属冠（金铂合金）          | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6129 | 贵金属金属冠（高精金铂合金）        | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6130 | 贵金属金属冠（金铂合金（单价/克））    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6131 | 贵金属金属冠（高精金铂合金（单价/克））  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6132 | 贵金属金属冠（中金合金）          | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                  | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|-----------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB6133 | 贵金属金属冠（高精中金合金）        | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6134 | 贵金属金属冠（中金合金（单价/克））    | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6135 | 贵金属金属冠（高精中金合金（单价/克））  | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6136 | 贵金属金属冠（钯金合金）          | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6137 | 贵金属金属冠（高精钯金合金）        | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6138 | 贵金属金属冠（钯金合金（单价/克））    | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6139 | 贵金属金属冠（高精钯金合金（单价/克））  | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6140 | 贵金属金属冠（钯银合金）          | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6141 | 贵金属金属冠（高精钯银合金）        | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6142 | 贵金属金属冠（钯银合金（单价/克））    | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6143 | 贵金属金属冠（高精钯银合金（单价/克））  | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6144 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金烤瓷冠（前牙单冠）） | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                      | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|---------------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB6145 | “贵金属烤瓷冠（高精金铂合金烤瓷冠（前牙单冠））” | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6146 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金烤瓷冠（前牙桥体））     | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6147 | 贵金属烤瓷冠（高精金铂合金烤瓷冠（前牙桥体））   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6148 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金烤瓷冠（后牙单冠））     | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6149 | 贵金属烤瓷冠（高精金铂合金烤瓷冠（后牙单冠））   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6150 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金烤瓷冠（后牙桥体））     | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6151 | 贵金属烤瓷冠（高精金铂合金烤瓷冠（后牙桥体））   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6152 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金金属颌面）          | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6153 | 贵金属烤瓷冠（高精金铂合金金属颌面）        | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6154 | 贵金属烤瓷冠（中金合金烤瓷冠（前牙单冠））     | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6155 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合金烤瓷冠（前牙单冠））   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6156 | 贵金属烤瓷冠（中金合金烤瓷冠（前牙桥体））     | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                    | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|-------------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB6157 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合金烤瓷冠（前牙桥体）） | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6158 | 贵金属烤瓷冠（中金合金烤瓷冠（后牙单冠））   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6159 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合金烤瓷冠（后牙单冠）） | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6160 | 贵金属烤瓷冠（中金合金烤瓷冠（后牙桥体））   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6161 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合金烤瓷冠（后牙桥体）） | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6162 | 贵金属烤瓷冠（中金合金金属颌面）        | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6163 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合金金属颌面）      | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6164 | 贵金属烤瓷冠（钯金合金烤瓷冠（单冠））     | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6165 | 贵金属烤瓷冠（高精钯金合金烤瓷冠（单冠））   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6166 | 贵金属烤瓷冠（钯金合金烤瓷冠（桥体））     | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6167 | 贵金属烤瓷冠（高精钯金合金烤瓷冠（桥体））   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6168 | 贵金属烤瓷冠（钯金合金金属颌面）        | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                      | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|---------------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB6169 | 贵金属烤瓷冠（高精钯合金金属颌面）         | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6170 | 贵金属烤瓷冠（钯银合金烤瓷冠（单冠））       | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6171 | 贵金属烤瓷冠（高精钯银合金烤瓷冠（单冠））     | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6172 | 贵金属烤瓷冠（钯银合金烤瓷冠（桥体））       | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6173 | 贵金属烤瓷冠（高精钯银合金烤瓷冠（桥体））     | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6174 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金纳米聚合瓷（前牙单冠））   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6175 | 贵金属烤瓷冠（高精金铂合金纳米聚合瓷（前牙单冠）） | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6176 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金纳米聚合瓷（前牙桥体））   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6177 | 贵金属烤瓷冠（高精金铂合金纳米聚合瓷（前牙桥体）） | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6178 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金纳米聚合瓷（后牙单冠））   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6179 | 贵金属烤瓷冠（高精金铂合金纳米聚合瓷（后牙单冠）） | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6180 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金纳米聚合瓷（后牙桥体））   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                      | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|---------------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB6181 | 贵金属烤瓷冠（高精金铂合金纳米聚合瓷（后牙桥体）） | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6182 | 贵金属烤瓷冠（中金合金纳米聚合瓷（前牙单冠））   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6183 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合金纳米聚合瓷（前牙单冠）） | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6184 | 贵金属烤瓷冠（中金合金纳米聚合瓷（前牙桥体））   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6185 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合金纳米聚合瓷（前牙桥体）） | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6186 | 贵金属烤瓷冠（中金合金纳米聚合瓷（后牙单冠））   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6187 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合金纳米聚合瓷（后牙单冠）） | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6188 | “贵金属烤瓷冠（中金合金纳米聚合瓷（后牙桥体））” | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6189 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合金纳米聚合瓷（后牙桥体）） | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6190 | 贵金属烤瓷冠（钯合金纳米聚合瓷（单冠））      | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6191 | 贵金属烤瓷冠（高精钯合金纳米聚合瓷（单冠））    | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6192 | 贵金属烤瓷冠（钯合金纳米聚合瓷（桥体））      | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                                 | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|--------------------------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB6193 | 贵金属烤瓷冠（高精钯合金纳米聚合瓷（桥体））               | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6194 | 贵金属烤瓷冠（钯银合金纳米聚合瓷（单冠））                | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6195 | 贵金属烤瓷冠（高精钯银合金纳米聚合瓷（单冠））              | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6196 | 贵金属烤瓷冠（钯银合金纳米聚合瓷（桥体））                | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6197 | 贵金属烤瓷冠（高精钯银合金纳米聚合瓷（桥体））              | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6198 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金（前牙）种植烤瓷冠（采用石膏灌模基台制作方式））  | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6199 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金（前牙）种植烤瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈）制  | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6200 | 贵金属烤瓷冠（高精金铂合金（前牙）种植烤瓷冠（采用石膏灌模基台制作方   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6201 | 贵金属烤瓷冠（高精金铂合金（前牙）种植烤瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈） | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6202 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金（后牙）种植烤瓷冠（采用石膏灌模基台制作方式））  | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6203 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金（后牙）种植烤瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈）制  | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6204 | 贵金属烤瓷冠（高精金铂合金（后牙）种植烤瓷冠（采用石膏灌模基台制作方   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |



| 流水号      | 产品名称                                  | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|---------------------------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB6205 | 贵金属烤瓷冠（高精金铂合金（后牙）种植烤瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈）  | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6206 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金金属颌面种植烤瓷冠（采用石膏灌模基台制作方式））   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6207 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金金属颌面种植烤瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈）制作  | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6208 | 贵金属烤瓷冠（高精金铂合金金属颌面种植烤瓷冠（采用石膏灌模基台制作方    | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6209 | 贵金属烤瓷冠（高精金铂合金金属颌面种植烤瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈）  | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6210 | 贵金属烤瓷冠（中金合金（前牙）种植烤瓷冠（采用石膏灌模基台制作方式））   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6211 | 贵金属烤瓷冠（中金合金（前牙）种植烤瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈）制   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6212 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合金烤瓷冠（前牙）种植烤瓷冠（采用石膏灌模基台制作  | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6213 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合金（前牙）种植烤瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈）制 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6214 | 贵金属烤瓷冠（中金合金（后牙）种植烤瓷冠（采用石膏灌模基台制作方式））   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6215 | 贵金属烤瓷冠（中金合金烤瓷冠（后牙）种植烤瓷冠（采用转移基台（含人工牙   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6216 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合金（后牙）种植烤瓷冠（采用石膏灌模基台制作方    | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                                 | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|--------------------------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB6217 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合金（后牙）种植烤瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈） | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6218 | 贵金属烤瓷冠（中金合金金属颌面种植烤瓷冠（采用石膏灌模基台制作方式））  | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6219 | 贵金属烤瓷冠（中金合金金属颌面种植烤瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈）制作 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6220 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合金金属颌面种植烤瓷冠（采用石膏灌模基台制作方   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6221 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合金金属颌面种植烤瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈） | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6222 | 贵金属烤瓷冠（钯金合金种植烤瓷冠（采用石膏灌模基台制作方式））      | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6223 | 贵金属烤瓷冠（钯金合金种植烤瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈）制作方    | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6224 | 贵金属烤瓷冠（高精钯金合金种植烤瓷冠（采用石膏灌模基台制作方式））    | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6225 | 贵金属烤瓷冠（高精钯金合金种植烤瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈）制作方  | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6226 | 贵金属烤瓷冠（钯金合金金属颌面种植烤瓷冠（采用石膏灌模基台制作方式））  | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6227 | 贵金属烤瓷冠（钯金合金金属颌面种植烤瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈）制作 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6228 | 贵金属烤瓷冠（高精钯金合金金属颌面种植烤瓷冠（采用石膏灌模基台制作方   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                                 | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|--------------------------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB6229 | 贵金属烤瓷冠（高精钯金合金金属颌面种植烤瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈） | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6230 | 贵金属烤瓷冠（钯银合金种植烤瓷冠（采用石膏灌模基台制作方式））      | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6231 | 贵金属烤瓷冠（钯银合金种植烤瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈）制作方    | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6232 | 贵金属烤瓷冠（高精钯银合金种植烤瓷冠（采用石膏灌模基台制作方式））    | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6233 | 贵金属烤瓷冠（高精钯银合金种植烤瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈）制作方  | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6234 | 贵金属烤瓷冠（钯银合金金属颌面种植烤瓷冠（采用石膏灌模基台制作方式））  | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6235 | 贵金属烤瓷冠（钯银合金金属颌面种植烤瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈）制作 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6236 | 贵金属烤瓷冠（高精钯银合金金属颌面种植烤瓷冠（采用石膏灌模基台制作方   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6237 | 贵金属烤瓷冠（高精钯银合金金属颌面种植烤瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈） | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6238 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金（前牙）种植纳米聚合瓷冠（采用石膏灌模基台制作方  | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6239 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金（前牙）种植纳米聚合瓷冠（采用转移基台（含人工牙  | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6240 | 贵金属烤瓷冠（高精金铂合金（前牙）种植纳米聚合瓷冠（采用石膏灌模基台制作 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                                 | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|--------------------------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB6241 | 贵金属烤瓷冠（高精金铂合金（前牙）种植纳米聚合瓷冠（采用转移基台（含人工 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6242 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金（后牙）种植纳米聚合瓷冠（采用石膏灌模基台制作方  | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6243 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金（后牙）种植纳米聚合瓷冠（采用转移基台（含人工牙  | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6244 | 贵金属烤瓷冠（高精金铂合金（后牙）种植纳米聚合瓷冠（采用石膏灌模基台制作 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6245 | 贵金属烤瓷冠（高精金铂合金（后牙）种植纳米聚合瓷冠（采用转移基台（含人工 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6246 | 贵金属烤瓷冠（中金合金（前牙）种植纳米聚合瓷冠（采用石膏灌模基台制作方  | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6247 | 贵金属烤瓷冠（中金合金（前牙）种植纳米聚合瓷冠（采用转移基台（含人工牙  | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6248 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合金烤瓷冠（前牙）种植纳米聚合瓷冠（采用石膏灌模基 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6249 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合（前牙）种植纳米聚合瓷冠（采用转移基台（含人工牙 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6250 | 贵金属烤瓷冠（中金合金（后牙）种植纳米聚合瓷冠（采用石膏灌模基台制作方  | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6251 | 贵金属烤瓷冠（中金合金烤瓷冠（后牙）种植纳米聚合瓷冠（采用转移基台（含人 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6252 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合金（后牙）种植纳米聚合瓷冠（采用石膏灌模基台制作 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                                 | 产品规格 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|--------------------------------------|------|------------|--------------|--------------|
| QHZB6253 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合金（后牙）种植纳米聚合瓷冠（采用转移基台（含人工 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6254 | 贵金属烤瓷冠（钯金合金种植纳米聚合瓷冠（采用石膏灌模基台制作方式））   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6255 | 贵金属烤瓷冠（钯金合金种植纳米聚合瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈）制作方 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6256 | 贵金属烤瓷冠（高精钯金合金种植纳米聚合瓷冠（采用石膏灌模基台制作方式）） | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6257 | 贵金属烤瓷冠（高精钯金合金种植纳米聚合瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈）制 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6258 | 贵金属烤瓷冠（钯银合金种植纳米聚合瓷冠（采用石膏灌模基台制作方式））   | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6259 | 贵金属烤瓷冠（钯银合金种植纳米聚合瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈）制作方 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6260 | 贵金属烤瓷冠（高精钯银合金种植纳米聚合瓷冠（采用石膏灌模基台制作方式）） | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6261 | 贵金属烤瓷冠（高精钯银合金种植纳米聚合瓷冠（采用转移基台（含人工牙龈）制 | 定制   | 贵金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6262 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金种植金属冠（采用石膏灌模基台制作方式）（加工费）） | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6263 | 贵金属烤瓷冠（金铂合金种植金属冠（采用转移基台（含人工牙龈）制作方式）  | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6264 | 贵金属烤瓷冠（高精金铂合金种植金属冠（采用石膏灌模基台制作方式）（加工  | 定制   | 金属合金冠、桥    | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                                 | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|--------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|
| QHZB6265 | 贵金属烤瓷冠（高精金铂合金种植金属冠（采用转移基台（含人工牙龈）制作方  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6266 | 贵金属烤瓷冠（中金合金种植金属冠（采用石膏灌模基台制作方式）（加工费）） | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6267 | 贵金属烤瓷冠（中金合金种植金属冠（采用转移基台（含人工牙龈）制作方式）  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6268 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合金种植金属冠（采用石膏灌模基台制作方式）（加工  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6269 | 贵金属烤瓷冠（高精中金合金种植金属冠（采用转移基台（含人工牙龈）制作方  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6270 | 贵金属烤瓷冠（钯金合金种植金属冠（采用石膏灌模基台制作方式）（加工费）） | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6271 | 贵金属烤瓷冠（钯金合金种植金属冠（采用转移基台（含人工牙龈）制作方式）  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6272 | 贵金属烤瓷冠（高精钯金合金种植金属冠（采用石膏灌模基台制作方式）（加工  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6273 | 贵金属烤瓷冠（高精钯金合金种植金属冠（采用转移基台（含人工牙龈）制作方  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6274 | 贵金属烤瓷冠（钯银合金种植金属冠（采用石膏灌模基台制作方式）（加工费）） | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6275 | 贵金属烤瓷冠（钯银合金种植金属冠（采用转移基台（含人工牙龈）制作方式）  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6276 | 贵金属烤瓷冠（高精钯银合金种植金属冠（采用石膏灌模基台制作方式）（加工  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                                | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|-------------------------------------|------|---------|--------------|--------------|
| QHZB6277 | 贵金属烤瓷冠（高精钯银合金种植金属冠（采用转移基台（含人工牙龈）制作方 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6278 | 贵金属嵌体（金铂合金（加工费））                    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6279 | 贵金属嵌体（高精金铂合金（加工费））                  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6280 | 贵金属嵌体（金铂合金（单价/克））                   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6281 | 贵金属嵌体（高精金铂合金（单价/克））                 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6282 | 贵金属嵌体（中金合金（加工费））                    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6283 | 贵金属嵌体（高精中金合金（加工费））                  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6284 | 贵金属嵌体（中金合金（单价/克））                   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6285 | 贵金属嵌体（高精中金合金（单价/克））                 | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6286 | 贵金属嵌体（钯金合金（加工费））                    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6287 | 贵金属嵌体（高精钯金合金（加工费））                  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6288 | 贵金属嵌体（钯金合金（单价/克））                   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                 | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|----------------------|------|---------|--------------|--------------|
| QHZB6289 | 贵金属嵌体（高精钯合金（单价/克））   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6290 | 贵金属嵌体（钯银合金（加工费））     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6291 | 贵金属嵌体（高精钯银合金（加工费））   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6292 | 贵金属嵌体（钯银合金（单价/克））    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6293 | 贵金属嵌体（高精钯银合金（单价/克））  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6294 | 贵金属桩（金铂合金桩（加工费））     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6295 | 贵金属桩（金铂合金移动桩（加工费））   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6296 | 贵金属桩（高精金铂合金桩（加工费））   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6297 | 贵金属桩（高精金铂合金移动桩（加工费）） | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6299 | 贵金属桩（高精金铂合金（单价/克））   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6300 | 贵金属桩（中金合金桩（加工费））     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6301 | 贵金属桩（中金合金移动桩（加工费））   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |



| 流水号      | 产品名称                 | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|----------------------|------|---------|--------------|--------------|
| QHZB6302 | 贵金属桩（高精中金合金桩（加工费））   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6303 | 贵金属桩（高精中金合金移动桩（加工费）） | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6304 | 贵金属桩（中金合金（单价/克））     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6305 | 贵金属桩（高精中金合金（单价/克））   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6306 | 贵金属桩（钯金合金桩（加工费））     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6307 | 贵金属桩（钯金合金移动桩（加工费））   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6308 | 贵金属桩（高精钯金合金（加工费））    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6309 | 贵金属桩（高精钯金合金移动桩（加工费）） | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6310 | 贵金属桩（钯金合金（单价/克））     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6311 | 贵金属桩（高精钯金合金（单价/克））   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6312 | 贵金属桩（钯银合金桩（加工费））     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6313 | 贵金属桩（钯银合金移动桩（加工费））   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                 | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|----------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZB6314 | 贵金属桩（高精钯银合金桩（加工费））   | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6315 | 贵金属桩（高精钯银合金移动桩（加工费）） | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6316 | 贵金属桩（钯银合金（单价/克））     | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6317 | 贵金属桩（高精钯银合金（单价/克））   | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6318 | 加瓷（进口瓷粉）             | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6319 | 加瓷（高精进口瓷粉）           | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6320 | 肩台瓷（肩台瓷粉）            | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6321 | 肩台瓷（高精肩台瓷）           | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6322 | 金属冠(生物合金金属冠)         | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6323 | 金属冠(高精生物合金金属冠)       | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6324 | 金属冠(纯钛金属冠)           | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6325 | 金属冠(高精纯钛金属冠)         | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                            | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|---------------------------------|------|---------|--------------|--------------|
| QHZB6326 | 金属冠(德国BK钴铬金属冠)                  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6327 | 金属冠(高精德国BK钴铬金属冠)                | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6328 | 金属冠(数码纯钛金属冠)                    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6329 | 金属冠(高精数码纯钛金属冠)                  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6330 | 金属冠(纯钛种植金属冠)                    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6331 | 金属冠(高精纯钛种植金属冠)                  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6332 | 金属冠(无铍金属冠)                      | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6333 | 金属冠(高精无铍金属冠)                    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6334 | 金属冠(进口无铍金属冠)                    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6335 | 金属冠(高精进口无铍金属冠)                  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6336 | 金属冠(无铍无镍金属冠)                    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6337 | 金属冠(高精无铍种植金属冠<br>金属冠(转移基台制作方式)) | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                        | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|-----------------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZB6338 | 金属冠(无铍种植金属冠金属冠(转移基台制作方式))   | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6339 | 金属冠(高精无铍种植金属冠)              | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6340 | 金属冠(无铍种植金属冠)                | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6341 | 金属冠(高精无铍无镍金属冠)              | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6342 | 金属冠(无铍无镍种植金属冠)              | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6343 | 金属冠(高精生物合金种植金属冠)            | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6344 | 金属冠(生物合金种植金属冠)              | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6345 | 金属冠(高精纯钛种植金属冠金属冠(转移基台制作方式)) | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6346 | 金属冠(纯钛种植金属冠金属冠(转移基台制作方式))   | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6347 | 金属烤瓷冠(医用烤瓷合金)               | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6348 | 金属烤瓷冠(高精金属烤瓷冠)              | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6349 | 金属烤瓷冠(无铍金属烤瓷冠)              | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                 | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|----------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZB6350 | 金属烤瓷冠(高精无铍金属烤瓷冠)     | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6351 | 金属烤瓷冠(进口无铍烤瓷冠)       | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6352 | 金属烤瓷冠(高精进口无铍烤瓷冠)     | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6353 | 金属烤瓷冠(德国BEGO无铍烤瓷冠)   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6354 | 金属烤瓷冠(高精德国BEGO无铍烤瓷冠) | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6355 | 金属烤瓷冠(无铍无镍烤瓷冠)       | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6356 | 金属烤瓷冠(高精无铍无镍烤瓷冠)     | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6357 | 金属烤瓷冠(生物合金烤瓷冠)       | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6358 | 金属烤瓷冠(高精生物合金烤瓷冠)     | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6359 | 金属烤瓷冠(德国BK钴铬烤瓷冠)     | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6360 | 金属烤瓷冠(高精德国BK钴铬烤瓷冠)   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6361 | 金属烤瓷冠(生物纳米烤瓷冠)       | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                                    | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|-----------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZB6362 | 金属烤瓷冠(高精生物纳米烤瓷冠)                        | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6363 | 金属烤瓷冠(纯钛金属烤瓷冠)                          | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6364 | 金属烤瓷冠(高精纯钛金属烤瓷冠)                        | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6365 | 金属烤瓷冠(无铍无镍烤瓷种植义齿(采用转移基台(含人工牙龈))制作方式))   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6366 | 金属烤瓷冠(高精无铍无镍烤瓷种植义齿(采用转移基台(含人工牙龈))制作方    | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6367 | 金属烤瓷冠(德国BK烤瓷种植义齿(采用转移基台(含人工牙龈))制作方式))   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6368 | 金属烤瓷冠(高精德国BK烤瓷种植义齿(采用转移基台(含人工牙龈))制作方    | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6369 | 金属烤瓷冠(生物合金烤瓷种植义齿(采用转移基台(含人工牙龈))制作方式))   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6370 | 金属烤瓷冠(高精生物合金烤瓷种植义齿(采用转移基台(含人工牙龈))制作方    | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6371 | 金属烤瓷冠(纯钛金属烤瓷种植义齿(采用转移基台(含人工牙龈))制作方式))   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6372 | 金属烤瓷冠(数码烤瓷种植义齿(采用转移基台(含人工牙龈))制作方式))/进口钴 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6373 | 金属烤瓷冠(高精数码烤瓷种植义齿(采用转移基台(含人工牙龈))制作方式))   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                                 | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|--------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZB6374 | 金属烤瓷冠(数码纯钛烤瓷种植义齿（采用转移基台（含人工牙龈）制作方式）） | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6375 | 金属烤瓷冠(高精数码纯钛烤瓷种植义齿（采用转移基台（含人工牙龈）制作方  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6376 | 金属烤瓷冠(无铍无镍烤瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式））      | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6377 | 金属烤瓷冠(高精无铍无镍烤瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式））    | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6378 | 金属烤瓷冠(德国BK烤瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式））      | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6379 | 金属烤瓷冠(高精德国BK烤瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式））    | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6380 | 金属烤瓷冠(生物合金烤瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式））      | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6381 | 金属烤瓷冠(高精生物合金烤瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式））    | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6382 | 金属烤瓷冠(纯钛金属烤瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式））      | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6383 | 金属烤瓷冠(高精纯钛金属烤瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式））    | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6384 | 金属烤瓷冠(数码烤瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式））        | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6385 | 金属烤瓷冠(高精数码烤瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式））      | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                              | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|-----------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZB6386 | 金属烤瓷冠(数码纯钛烤瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式）)   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6387 | 金属烤瓷冠(高精数码纯钛烤瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式）) | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6388 | 金属烤瓷冠(数码纯钛烤瓷冠)                    | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6389 | 金属烤瓷冠(高精数码纯钛烤瓷冠)                  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6390 | 金属烤瓷冠(数码烤瓷冠/医用烤瓷合金)               | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6391 | 金属烤瓷冠(高精数码烤瓷冠/医用烤瓷合金)             | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6392 | 金属烤瓷冠(生物纳米种植烤瓷冠)                  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6393 | 金属烤瓷冠(高精生物纳米种植烤瓷冠)                | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6394 | 金属烤瓷冠(生物纳米种植烤瓷冠(转移基台制作方式))        | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6395 | 金属烤瓷冠(高精生物纳米种植烤瓷冠(转移基台制作方式))      | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6396 | 金属烤瓷冠(无铍纳米烤瓷冠)                    | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6397 | 金属烤瓷冠(高精无铍纳米烤瓷冠)                  | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |



| 流水号      | 产品名称                           | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|--------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZB6398 | 金属烤瓷冠(无铍无镍纳米烤瓷冠)               | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6399 | 金属烤瓷冠(高精无铍无镍纳米烤瓷冠)             | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6400 | 金属烤瓷冠(无铍无镍种植纳米烤瓷冠)             | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6401 | 金属烤瓷冠(高精无铍无镍种植纳米烤瓷冠)           | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6402 | 金属烤瓷冠(无铍无镍种植纳米烤瓷冠(转移基台制作方式))   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6403 | 金属烤瓷冠(高精无铍无镍种植纳米烤瓷冠(转移基台制作方式)) | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6404 | 金属烤瓷冠(无铍种植烤瓷冠)                 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6405 | 金属烤瓷冠(高精无铍种植烤瓷冠)               | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6406 | 金属烤瓷冠(无铍种植烤瓷冠(转移基台制作方式))       | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6407 | 金属烤瓷冠(高精无铍种植烤瓷冠(转移基台制作方式))     | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6408 | 金属连杆（高精普通金属连杆(小)/齿科合金）         | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6409 | 金属连杆（普通金属连杆(小)/齿科合金）           | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                   | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|------------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZB6410 | 金属连杆（高精普通金属连杆(大)/齿科合金） | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6411 | 金属连杆（普通金属连杆(大)/齿科合金）   | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6412 | 金属玛莉兰桥（无铍玛莉兰桥）         | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6413 | 金属玛莉兰桥（高精无铍玛莉兰桥）       | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6414 | 金属嵌体(无铍烤瓷)             | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6415 | 金属嵌体(高精无铍烤瓷)           | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6416 | 金属嵌体(无铍无镍烤瓷)           | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6417 | 金属嵌体(高精无铍无镍烤瓷)         | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6418 | 金属嵌体(高精纯钛金属)           | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6419 | 金属嵌体(纯钛金属)             | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6420 | 金属嵌体(高精德国BK钴铬合金)       | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6421 | 金属嵌体(德国BK钴铬合金)         | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称           | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|----------------|------|---------|--------------|--------------|
| QHZB6422 | 金属嵌体(高精生物合金)   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6423 | 金属嵌体(生物合金)     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6424 | 金属嵌体(高精无铍无镍)   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6425 | 金属嵌体(无铍无镍合金)   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6426 | 金属嵌体(高精进口无铍)   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6427 | 金属嵌体(进口无铍)     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6428 | 金属嵌体(高精无铍)     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6429 | 金属嵌体(无铍合金)     | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6430 | 金属嵌体(高精数码纯钛金属) | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6431 | 金属嵌体(数码纯钛金属)   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6432 | 金属桩(高精德国BK钴铬)  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6433 | 金属桩(德国BK钴铬合金)  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称         | 产品规格 | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|--------------|------|---------|--------------|--------------|
| QHZB6434 | 金属桩(高精纯钛金属)  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6435 | 金属桩(纯钛金属)    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6436 | 金属桩(高精生物合金)  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6437 | 金属桩(生物合金)    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6438 | 金属桩(高精无铍无镍)  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6439 | 金属桩(无铍无镍合金)  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6440 | 金属桩(高精进口无铍)  | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6441 | 金属桩(进口无铍)    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6442 | 金属桩(高精无铍)    | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6443 | 金属桩(无铍)      | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6444 | 金属桩(高精无铍移动桩) | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6445 | 金属桩(无铍移动桩)   | 定制   | 金属合金冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                 | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|----------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZB6446 | 金属桩(高精无铍无镍移动桩)       | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6447 | 金属桩(无铍无镍移动桩)         | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6448 | 金属桩(高精生物合金移动桩)       | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6449 | 金属桩(生物合金移动桩)         | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6450 | 金属桩(高精纯钛金属移动桩)       | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6451 | 金属桩(纯钛金属移动桩)         | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6452 | 金属桩(进口无铍移动桩)         | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6453 | 金属桩(高精进口无铍移动桩)       | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6454 | 金属桩(德国BK钴铬合金移动桩)     | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6455 | 金属桩(高精德国BK钴铬合金移动桩)   | 定制   | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6456 | 聚合瓷冠(纳米聚合瓷(无金属底冠))   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6457 | 聚合瓷冠(高精纳米聚合瓷(无金属底冠)) | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|---------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZB6458 | 聚合瓷冠(无铍金属纳米聚合瓷)     | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6459 | 聚合瓷冠(高精无铍金属纳米聚合瓷)   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6460 | 聚合瓷冠(进口无铍纳米聚合瓷)     | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6461 | 聚合瓷冠(高精进口无铍纳米聚合瓷)   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6462 | 聚合瓷冠(无铍无镍纳米聚合瓷)     | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6463 | 聚合瓷冠(高精无铍无镍纳米聚合瓷)   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6464 | 聚合瓷冠(德国BK钴铬纳米聚合瓷)   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6465 | 聚合瓷冠(高精德国BK钴铬纳米聚合瓷) | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6466 | 聚合瓷冠(生物合金纳米聚合瓷)     | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6467 | 聚合瓷冠(高精生物合金纳米聚合瓷)   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6468 | 聚合瓷冠(纯钛金属纳米聚合瓷)     | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6469 | 聚合瓷冠(高精纯钛金属纳米聚合瓷)   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                           | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|--------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZB6470 | 聚合瓷冠(纯钛种植纳米聚合瓷冠(转移基台制作方式))     | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6471 | 聚合瓷冠(高精纯钛种植纳米聚合瓷冠(转移基台制作方式))   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6472 | 聚合瓷冠(生物合金种植纳米聚合瓷冠)             | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6473 | 聚合瓷冠(高精生物合金种植纳米聚合瓷冠)           | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6474 | 聚合瓷冠(生物合金种植纳米聚合瓷冠(转移基台制作方式))   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6475 | 聚合瓷冠(高精生物合金种植纳米聚合瓷冠(转移基台制作方式)) | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6476 | 聚合瓷冠(无铍无镍种植纳米聚合瓷冠)             | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6477 | 聚合瓷冠(高精无铍无镍种植纳米聚合瓷冠)           | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6478 | 聚合瓷冠(无铍无镍种植纳米聚合瓷冠(转移基台制作方式))   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6479 | 聚合瓷冠(高精无铍无镍种植纳米聚合瓷冠(转移基台制作方式)) | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6480 | 聚合瓷冠(无铍种植纳米聚合瓷冠/无铍金属、聚合瓷))     | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6481 | 聚合瓷冠(高精无铍种植纳米聚合瓷冠)             | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                         | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZB6482 | 聚合瓷冠(无铍种植纳米聚合瓷冠(转移基台制作方式))   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6483 | 聚合瓷冠(高精无铍种植纳米聚合瓷冠(转移基台制作方式)) | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6484 | 聚合瓷嵌体（纳米聚合瓷）                 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6485 | 聚合瓷嵌体（高精纳米聚合瓷）               | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6486 | 聚合瓷嵌体（纯钛纳米聚合瓷）               | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6487 | 聚合瓷嵌体（高精纯钛纳米聚合瓷）             | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6488 | 聚合瓷贴面（纳米聚合瓷（无金属内冠））          | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6489 | 聚合瓷贴面（高精纳米聚合瓷（无金属内冠））        | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6490 | 蜡冠（数码蜡型）                     | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6491 | 蜡冠（高精数码蜡型）                   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6492 | 蜡冠（塑料全冠）                     | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6493 | 蜡冠（高精塑料全冠）                   | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |



| 流水号      | 产品名称                   | 产品规格 | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|------------------------|------|-----------|--------------|--------------|
| QHZB6494 | 蜡冠（蜡堤）                 | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6495 | 蜡冠（高精蜡堤）               | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6496 | 普通设计模型（蜡）              | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6497 | 普通修复效果分析模型（效果蜡）        | 定制   | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6498 | 全瓷冠（瑞典全瓷冠（单冠））         | 定制   | 全瓷冠、桥     | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6499 | 全瓷冠（瑞典全锆冠（单冠））         | 定制   | 全瓷冠、桥     | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6500 | 全瓷冠（高精瑞典全瓷冠（单冠））       | 定制   | 全瓷冠、桥     | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6501 | 全瓷冠（高精瑞典全锆冠（单冠））       | 定制   | 全瓷冠、桥     | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6502 | 全瓷冠/桥（LAVA（拉瓦）数码全瓷冠）   | 定制   | 全瓷冠、桥     | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6503 | 全瓷冠/桥（LAVA（拉瓦）数码全锆冠）   | 定制   | 全瓷冠、桥     | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6504 | 全瓷冠/桥（高精LAVA（拉瓦）数码全瓷冠） | 定制   | 全瓷冠、桥     | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6505 | 全瓷冠/桥（高精LAVA（拉瓦）数码全锆冠） | 定制   | 全瓷冠、桥     | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                     | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|--------------------------|------|-------|--------------|--------------|
| QHZB6506 | 全瓷冠/桥（瑞典全瓷冠（桥体））         | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6507 | 全瓷冠/桥（瑞典全锆冠（桥体））         | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6508 | 全瓷冠/桥（高精瑞典全瓷冠（桥体））       | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6509 | 全瓷冠/桥（高精瑞典全锆冠（桥体））       | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6510 | 全瓷冠/桥（ZENO（捷诺）全瓷冠）       | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6511 | 全瓷冠/桥（ZENO（捷诺）全锆冠）       | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6512 | 全瓷冠/桥（高精ZENO（捷诺）全瓷冠）     | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6513 | 全瓷冠/桥（高精ZENO（捷诺）全锆冠）     | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6514 | 全瓷冠/桥（ZENOSTAR（臻瓷）全瓷冠）   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6515 | 全瓷冠/桥（ZENOSTAR（臻瓷）全锆冠）   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6516 | 全瓷冠/桥（高精ZENOSTAR（臻瓷）全瓷冠） | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6517 | 全瓷冠/桥（高精ZENOSTAR（臻瓷）全锆冠） | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                               | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|------------------------------------|------|-------|--------------|--------------|
| QHZB6518 | 全瓷冠/桥（Cercon（泽康）全瓷冠（单冠、4牙单位内联冠））   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6519 | 全瓷冠/桥（Cercon（泽康）全瓷冠（单冠、4牙单位内联冠））   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6520 | 全瓷冠/桥（高精Cercon（泽康）全瓷冠（单冠、4牙单位内联冠）） | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6521 | 全瓷冠/桥（高精Cercon（泽康）全瓷冠（单冠、4牙单位内联冠）） | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6522 | 全瓷冠/桥（Cercon（泽康）全瓷冠（5牙单位以上联冠））     | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6523 | 全瓷冠/桥（Cercon（泽康）全瓷冠（5牙单位以上联冠））     | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6524 | 全瓷冠/桥（高精Cercon（泽康）全瓷冠（5牙单位以上联冠））   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6525 | 全瓷冠/桥（3D仿真玻璃陶瓷冠）                   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6526 | 全瓷冠/桥（高精3D仿真玻璃陶瓷冠）                 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6527 | 全瓷冠/桥（数字化仿真全瓷冠/氧化锆）                | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6528 | 全瓷冠/桥（数字化仿真全瓷冠/氧化锆）                | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6529 | 全瓷冠/桥（高精数字化仿真全瓷冠/氧化锆）              | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                  | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|-----------------------|------|-------|--------------|--------------|
| QHZB6530 | 全瓷冠/桥（高精数字化仿真全锆冠/氧化锆） | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6531 | 全瓷冠/桥（3D数码全瓷冠/氧化锆）    | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6532 | 全瓷冠/桥（3D数码全锆冠/氧化锆）    | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6533 | 全瓷冠/桥（高精3D数码全瓷冠/氧化锆）  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6534 | 全瓷冠/桥（高精3D数码全锆冠/氧化锆）  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6535 | 全瓷冠/桥（德国乐瓷氧化锆全瓷冠）     | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6536 | 全瓷冠/桥（德国乐瓷氧化锆全锆冠）     | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6537 | 全瓷冠/桥（高精德国乐瓷氧化锆全瓷冠）   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6538 | 全瓷冠/桥（高精德国乐瓷氧化锆全锆冠）   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6539 | 全瓷冠/桥（切削全瓷冠/氧化锆）      | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6540 | 全瓷冠/桥（切削全锆冠/氧化锆）      | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6541 | 全瓷冠/桥（高精切削全瓷冠/氧化锆）    | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                           | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|--------------------------------|------|-------|--------------|--------------|
| QHZB6542 | 全瓷冠/桥（高精切削全锆冠/氧化锆）             | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6543 | 全瓷冠/桥（进口全瓷冠/氧化锆）               | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6544 | 全瓷冠/桥（进口全锆冠/氧化锆）               | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6545 | 全瓷冠/桥（高精进口全瓷冠/氧化锆）             | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6546 | 全瓷冠/桥（高精进口全锆冠/氧化锆）             | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6547 | 全瓷冠/桥（压铸全瓷冠/易美瓷块）              | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6548 | 全瓷冠/桥（高精压铸全瓷冠/易美瓷块）            | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6549 | 全瓷冠/桥（易美全瓷冠）                   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6550 | 全瓷冠/桥（高精易美全瓷冠）                 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6551 | 全瓷冠/桥（3D数码种植全锆冠/氧化锆）           | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6552 | 全瓷冠/桥（高精3D数码种植全锆冠/氧化锆）         | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6553 | 全瓷冠/桥（3D数码种植全锆冠(转移基台制作方式)/氧化锆） | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                                           | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|------------------------------------------------|------|-------|--------------|--------------|
| QHZB6554 | 全瓷冠/桥（高精3D数码种植全锆冠(转移基台制作方式)/氧化锆）               | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6555 | 全瓷冠/桥（Cercon(泽康)种植全瓷冠(单冠、4牙单位内联冠)）             | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6556 | 全瓷冠/桥（高精Cercon(泽康)种植全瓷冠(单冠、4牙单位内联冠)）           | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6557 | 全瓷冠/桥（Cercon(泽康)种植全瓷冠(单冠、4牙单位内联冠)(转移基台制作方式)）   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6558 | 全瓷冠/桥（高精Cercon(泽康)种植全瓷冠(单冠、4牙单位内联冠)(转移基台制作方    | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6559 | 全瓷冠/桥（Cercon(泽康)种植全锆冠(单冠、4牙单位内联冠)）             | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6560 | 全瓷冠/桥（高精Cercon(泽康)种植全锆冠(单冠、4牙单位内联冠)/美国Cercon氧化 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6561 | 全瓷冠/桥（Cercon(泽康)种植全锆冠(单冠、4牙单位内联冠)(转移基台制作方式)）   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6562 | 全瓷冠/桥（高精Cercon(泽康)种植全锆冠(单冠、4牙单位内联冠)(转移基台制作方    | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6563 | 全瓷冠/桥（LAVA(拉瓦)种植全瓷冠）                           | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6564 | 全瓷冠/桥（高精LAVA(拉瓦)种植全瓷冠）                         | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6565 | 全瓷冠/桥（LAVA(拉瓦)种植全瓷冠(转移基台制作方式)）                 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                             | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|----------------------------------|------|-------|--------------|--------------|
| QHZB6566 | 全瓷冠/桥（高精LAVA(拉瓦)种植全瓷冠(转移基台制作方式)） | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6567 | 全瓷冠/桥（压铸种植全瓷/易美瓷块）               | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6568 | 全瓷冠/桥（高精压铸种植全瓷/易美瓷块）             | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6569 | 全瓷冠/桥（德国乐瓷氧化锆种植全锆冠）              | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6570 | 全瓷冠/桥（高精德国乐瓷氧化锆种植全锆冠）            | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6571 | 全瓷冠/桥（德国乐瓷氧化锆种植全锆冠(转移基台制作方式)）    | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6572 | 全瓷冠/桥（高精德国乐瓷氧化锆种植全锆冠(转移基台制作方式)）  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6573 | 全瓷冠/桥（亮透氧化锆全瓷冠）                  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6574 | 全瓷冠/桥（高精亮透氧化锆全瓷冠）                | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6575 | 全瓷冠/桥（切削种植全瓷冠/氧化锆）               | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6576 | 全瓷冠/桥（高精切削种植全瓷冠/氧化锆）             | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6577 | 全瓷冠/桥（切削种植全瓷冠(转移基台制作方式)/氧化锆）     | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                                   | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|----------------------------------------|------|-------|--------------|--------------|
| QHZB6578 | 全瓷冠/桥（高精切削种植全瓷冠(转移基台制作方式)/氧化锆）         | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6579 | 全瓷冠/桥（数字化仿真种植全锆冠/氧化锆）                  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6580 | 全瓷冠/桥（高精数字化仿真种植全锆冠/氧化锆）                | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6581 | 全瓷冠/桥（臻瓷全瓷种植义齿（采用转移基台（含人工牙龈）制作方式））     | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6582 | 全瓷冠/桥（高精臻瓷全瓷种植义齿（采用转移基台（含人工牙龈）制作方式））   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6583 | 全瓷冠/桥（乐瓷全瓷种植义齿（采用转移基台（含人工牙龈）制作方式））     | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6584 | 全瓷冠/桥（高精乐瓷全瓷种植义齿（采用转移基台（含人工牙龈）制作方式））   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6585 | 全瓷冠/桥（3D数码全瓷种植义齿（采用转移基台（含人工牙龈）制作方式）/氧化 | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6586 | 全瓷冠/桥（高精3D数码全瓷种植义齿（采用转移基台（含人工牙龈）制作方式）/ | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6587 | 全瓷冠/桥（数字化仿真全瓷种植义齿（采用转移基台（含人工牙龈）制作方式）/  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6588 | 全瓷冠/桥（高精数字化仿真全瓷种植义齿（采用转移基台（含人工牙龈）制作方   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6589 | 全瓷冠/桥（捷诺全瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式））          | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |



| 流水号      | 产品名称                                  | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|---------------------------------------|------|-------|--------------|--------------|
| QHZB6590 | 全瓷冠/桥（高精捷诺全瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式））       | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6591 | 全瓷冠/桥（臻瓷全瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式））         | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6592 | 全瓷冠/桥（高精臻瓷全瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式））       | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6593 | 全瓷冠/桥（乐瓷全瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式））         | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6594 | 全瓷冠/桥（高精乐瓷全瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式））       | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6595 | 全瓷冠/桥（3D数码全瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式）/氧化锆）   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6596 | 全瓷冠/桥（高精3D数码全瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式）/氧化锆） | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6597 | 全瓷冠/桥（数字化仿真全瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式）/氧化锆）  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6598 | 全瓷冠/桥（高精数字化仿真全瓷种植义齿（采用石膏灌模基台制作方式）/氧化  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6599 | 全瓷冠/桥（高精Cercon（泽康）全瓷冠（5牙单位以上联冠））      | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6600 | 全瓷冠/桥（捷诺全瓷种植义齿（采用转移基台（含人工牙龈）制作方式））    | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6601 | 全瓷冠/桥（高精捷诺全瓷种植义齿（采用转移基台（含人工牙龈）制作方式））  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                 | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|----------------------|------|-------|--------------|--------------|
| QHZB6602 | 全瓷玛莉兰桥（ZEN0(捷诺)全瓷）   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6603 | 全瓷玛莉兰桥（高精ZEN0(捷诺)全瓷） | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6604 | 全瓷嵌体（压铸全瓷./易美瓷块）     | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6605 | 全瓷嵌体（3D仿真玻璃陶瓷）       | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6606 | 全瓷嵌体（高精3D仿真玻璃陶瓷）     | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6607 | 全瓷嵌体（3D数码全瓷/氧化锆）     | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6608 | 全瓷嵌体（高精3D数码全瓷/氧化锆）   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6609 | 全瓷嵌体（ZEN0(捷诺)全瓷）     | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6610 | 全瓷嵌体（高精ZEN0(捷诺)全瓷）   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6611 | 全瓷嵌体（泽康氧化锆全瓷）        | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6612 | 全瓷嵌体（高精泽康氧化锆全瓷）      | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6613 | 全瓷嵌体（ZENOSTAR(臻瓷)全瓷） | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                   | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|------------------------|------|-------|--------------|--------------|
| QHZB6614 | 全瓷嵌体（高精ZENOSTAR(臻瓷)全瓷） | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6615 | 全瓷嵌体（德国乐瓷氧化锆全瓷）        | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6616 | 全瓷嵌体（高精德国乐瓷氧化锆全瓷）      | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6617 | 全瓷嵌体（切削氧化锆）            | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6618 | 全瓷嵌体（高精切削全瓷/氧化锆）       | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6619 | 全瓷嵌体（高精压铸全瓷/e-max铸瓷）   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6620 | 全瓷嵌体（数字化仿真全瓷）          | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6621 | 全瓷嵌体（高精数字化仿真全瓷）        | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6622 | 全瓷贴面（压铸全瓷/易美瓷块         | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6623 | 全瓷贴面（高精压铸全瓷/易美瓷块       | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6624 | 全瓷贴面（ZENO(捷诺)全瓷）       | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6625 | 全瓷贴面（高精ZENO(捷诺)全瓷）     | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                 | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|----------------------|------|-------|--------------|--------------|
| QHZB6626 | 全瓷贴面（LAVA（拉瓦）全瓷）     | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6627 | 全瓷贴面（高精LAVA（拉瓦）全瓷）   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6628 | 全瓷贴面（瑞典全瓷）           | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6629 | 全瓷贴面（高精瑞典全瓷）         | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6630 | 全瓷贴面（Cercon（泽康）全瓷）   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6631 | 全瓷贴面（高精Cercon（泽康）全瓷） | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6632 | 全瓷贴面（3D仿真玻璃陶瓷）       | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6633 | 全瓷贴面（高精3D仿真玻璃陶瓷）     | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6634 | 全瓷贴面（德国乐瓷氧化锆全瓷）      | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6635 | 全瓷贴面（高精德国乐瓷氧化锆全瓷）    | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6636 | 全瓷贴面（3D数码全瓷）         | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6637 | 全瓷贴面（高精3D数码全瓷）       | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称              | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|-------------------|------|-------|--------------|--------------|
| QHZB6638 | 全瓷贴面（数字化仿真全瓷）     | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6639 | 全瓷贴面（高精数字化仿真全瓷）   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6640 | 全瓷一体化基台冠（瑞典瓷单冠）   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6641 | 全瓷一体化基台冠（高精瑞典瓷单冠） | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6642 | 全瓷一体化基台冠（瑞典瓷桥冠）   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6643 | 全瓷一体化基台冠（高精瑞典瓷桥冠） | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6644 | 全瓷桩（压铸全瓷/易美瓷块）    | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6645 | 全瓷桩（高精压铸全瓷/易美瓷块）  | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6646 | 全瓷桩（3D数码全瓷/氧化锆）   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6647 | 全瓷桩（高精3D数码全瓷/氧化锆） | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6648 | 全瓷桩（ZENO(捷诺)全瓷）   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6649 | 全瓷桩（德国乐瓷氧化锆全瓷）    | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                  | 产品规格 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业         |
|----------|-----------------------|------|-------|--------------|--------------|
| QHZB6650 | 全瓷桩（高精德国乐瓷氧化锆全瓷）      | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6651 | 全瓷桩（切削氧化锆）            | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6652 | 全瓷桩（高精切削氧化锆）          | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6653 | 全瓷桩（泽康氧化锆）            | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6654 | 全瓷桩（高精泽康氧化锆）          | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6655 | 全瓷桩（高精ZENO（捷诺）全瓷）     | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6656 | 全瓷桩（ZENOSTAR（臻瓷）全瓷）   | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6657 | 全瓷桩（高精ZENOSTAR（臻瓷）全瓷） | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6658 | 全瓷桩（数字化仿真全瓷）          | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6659 | 全瓷桩（高精数字化仿真全瓷）        | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6660 | 全瓷桩（3D仿真玻璃陶瓷）         | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6661 | 全瓷桩（高精3D仿真玻璃陶瓷）       | 定制   | 全瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司 | 成都口口齿科技术有限公司 |

| 流水号      | 产品名称                    | 产品规格   | 产品型号      | 生产企业                         | 挂网企业         |
|----------|-------------------------|--------|-----------|------------------------------|--------------|
| QHZB6662 | 套筒冠（高精无铍种植(转移基台制作方式)）   | 定制     | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6663 | 套筒冠（无铍种植(转移基台制作方式)）     | 定制     | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6664 | 套筒冠（高精无铍无镍种植(转移基台制作方式)） | 定制     | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6665 | 套筒冠（无铍无镍种植(转移基台制作方式)）   | 定制     | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6666 | 牙龈瓷（牙龈瓷粉）               | 定制     | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6667 | 牙龈瓷（高精牙龈瓷）              | 定制     | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6668 | 种植设计模型（合成树脂材料）          | 定制     | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6669 | 种植修复效果分析模型（齿科复合树脂）      | 定制     | 金属合金烤瓷冠、桥 | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB6670 | 贵金属桩（金铂合金（单价/克））        | 定制     | 金属合金冠、桥   | 成都口口齿科技术有限公司                 | 成都口口齿科技术有限公司 |
| QHZB7109 | 1.5*4mm强扭矩十字自钻螺钉（钛合金）   | 956104 | 956104    | 美国Biomet Microfixation, Inc. |              |
| QHZB7548 | 定制式固定义齿                 | /      | /         | 西安华冠齿科用品有限公司                 | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZB7549 | 下颌吸附性义齿半口               | /      | 胶托全口义齿    | 西安华冠齿科用品有限公司                 | 西安华冠齿科用品有限公司 |

| 流水号      | 产品名称      | 产品规格          | 产品型号       | 生产企业                              | 挂网企业         |
|----------|-----------|---------------|------------|-----------------------------------|--------------|
| QHZN7550 | 定制式可摘局部义齿 | /             | /          | 西安华冠齿科用品有限公司                      | 西安华冠齿科用品有限公司 |
| QHZN7868 | 骨水泥       | 1*20g         | Osteopal V | 德国 Heraeus Medical GmbH           |              |
| QHZN7869 | 骨水泥真空混合系统 | 1*80          | 66036743   | 德国 Heraeus Medical GmbH           |              |
| QHZN8120 | 压力传导组     | 74. 6164      | ST-33      | 德国CODAN pvb Critical Care GmbH    |              |
| QHZN8807 | 中心静脉导管套装  | MXA231×10×20V | 单腔儿童型      | 德国Smiths Medical Deutschland GmbH |              |
| QHZN8808 | 中心静脉导管套装  | MXA231×16×18V | 单腔成人型      | 德国Smiths Medical Deutschland GmbH |              |
| QHZN8809 | 中心静脉导管套装  | MXA231×16×20V | 单腔儿童型      | 德国Smiths Medical Deutschland GmbH |              |
| QHZN8810 | 中心静脉导管套装  | MXA231×20×18V | 单腔成人型      | 德国Smiths Medical Deutschland GmbH |              |
| QHZN8811 | 中心静脉导管套装  | MXA231×20×20V | 单腔成人型      | 德国Smiths Medical Deutschland GmbH |              |
| QHZN8813 | 中心静脉导管套装  | MXA231×20×16V | 单腔成人型      | 德国Smiths Medical Deutschland GmbH |              |
| QHZN8814 | 中心静脉导管套装  | MXA231×20×14V | 单腔成人型      | 德国Smiths Medical Deutschland GmbH |              |
| QHZN8815 | 中心静脉导管套装  | MXA231×30×16V | 单腔成人型      | 德国Smiths Medical Deutschland GmbH |              |



| 流水号      | 产品名称     | 产品规格         | 产品型号  | 生产企业                              | 挂网企业 |
|----------|----------|--------------|-------|-----------------------------------|------|
| QHZB8816 | 中心静脉导管套装 | MXA232×16×40 | 双腔儿童型 | 德国Smiths Medical Deutschland Gmbh |      |
| QHZB8817 | 中心静脉导管套装 | MXA232×16×55 | 双腔儿童型 | 德国Smiths Medical Deutschland Gmbh |      |
| QHZB8818 | 中心静脉导管套装 | MXA232×16×70 | 双腔成人型 | 德国Smiths Medical Deutschland Gmbh |      |
| QHZB8819 | 中心静脉导管套装 | MXA232×20×40 | 双腔儿童型 | 德国Smiths Medical Deutschland Gmbh |      |
| QHZB8820 | 中心静脉导管套装 | MXA232×20×55 | 双腔儿童型 | 德国Smiths Medical Deutschland Gmbh |      |
| QHZB8821 | 中心静脉导管套装 | MXA232×20×70 | 双腔成人型 | 德国Smiths Medical Deutschland Gmbh |      |
| QHZB8822 | 中心静脉导管套装 | MXA232×20×75 | 双腔成人型 | 德国Smiths Medical Deutschland Gmbh |      |
| QHZB8825 | 中心静脉导管套装 | MXA232×20×85 | 双腔成人型 | 德国Smiths Medical Deutschland Gmbh |      |
| QHZB8826 | 中心静脉导管套装 | MXA233×20×55 | 三腔儿童型 | 德国Smiths Medical Deutschland Gmbh |      |
| QHZB8827 | 中心静脉导管套装 | MXA233×20×70 | 三腔成人型 | 德国Smiths Medical Deutschland Gmbh |      |
| QHZB8828 | 中心静脉导管套装 | MXA233×20×85 | 三腔成人型 | 德国Smiths Medical Deutschland Gmbh |      |
| QHZB8829 | 中心静脉导管套装 | MXA234×20×85 | 多腔成人型 | 德国Smiths Medical Deutschland Gmbh |      |

| 流水号      | 产品名称                 | 产品规格                                                                                 | 产品型号                                                     | 生产企业                                                                       | 挂网企业 |
|----------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| QHZB8830 | 中心静脉导管套装             | MXA235×20×85                                                                         | 多腔成人型                                                    | 德国Smiths Medical Deutschland Gmbh                                          |      |
| QHZB8831 | 中心静脉导管套装             | MXA232×16×12S                                                                        | 透析型双腔                                                    | 德国Smiths Medical Deutschland Gmbh                                          |      |
| QHZB8832 | 中心静脉导管套装             | MXA232×20×12S                                                                        | 透析型双腔                                                    | 德国Smiths Medical Deutschland Gmbh                                          |      |
| QHZB8833 | 中心静脉导管套装             | MXA233×16×12S                                                                        | 透析型三腔                                                    | 德国Smiths Medical Deutschland Gmbh                                          |      |
| QHZB8856 | 颅内动脉瘤栓塞用电解脱弹簧圈及其输送系统 | SEDC10-1.5-01\$SEDC10-1.5-02\$SEDC10-02-01\$SEDC10-02-02\$SEDC10-02-03\$SEDC10-02-   | SEDC-10柔软型                                               | 天津维心医疗器械有限公司                                                               |      |
| QHZB8858 | 颅内动脉瘤栓塞用电解脱弹簧圈及其输送系统 | SEDC14-05-08 \$SEDC14-05-10\$SEDC14-06-08\$SEDC14-06-10\$SEDC14-06-15\$SEDC14-06-    | SEDC-14标准型                                               | 天津维心医疗器械有限公司                                                               |      |
| QHZB8859 | 介入治疗颅内动脉瘤用微导丝        | /                                                                                    | SWD-10\$SWD-14                                           | 天津维心医疗器械有限公司                                                               |      |
| QHZB8866 | Xpert Pro            | /                                                                                    | 17525-20\$17525-30\$17525-40\$17525-60\$17525-80\$17525- | 瑞士Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited Dublin, Beringen Branch |      |
| QHZB8871 | FoxCross             | /                                                                                    | 10300-20\$10301-20\$10302-20\$10303-20\$10304-20\$10305- | 瑞士Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited Dublin, Beringen Branch |      |
| QHZB8876 | Absolute Pro         | /                                                                                    | 1012528-20\$1012528-30\$1012528-40\$1012528-             | 美国Abbott Vascular                                                          |      |
| QHZB8946 | 脊柱后路钉棒内固定系统          | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$Φ6.0*25-60mm\$Φ6.5*25-60mm\$ | SF-I                                                     | 泰安康盛医疗器械有限公司                                                               |      |
| QHZB8947 | 脊柱后路钉棒内固定系统          | Φ6.0*200mm\$Φ6.0*250mm                                                               | SF-I                                                     | 泰安康盛医疗器械有限公司                                                               |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                      | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| QHZB8948 | 颈椎前路钉板内固定系统 | 57.5mm\$60mm\$62.5mm\$65mm\$67.5mm\$70mm                  | JZ I-1 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8949 | 颈椎前路钉板内固定系统 | 72.5mm\$75mm\$77.5mm\$80mm\$82.5mm\$85mm\$87.5mm\$90mm    | JZ I-1 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8950 | 颈椎前路钉板内固定系统 | Φ4*8mm\$Φ4*10mm\$Φ4*12mm\$Φ4*14mm\$Φ4*16mm                | JZLD   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8951 | 颈椎前路钉板内固定系统 | Φ4.35*8mm\$Φ4.35*10mm\$Φ4.35*12mm\$Φ4.35*14mm\$Φ4.35*16mm | JZLD   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8952 | 颈椎前路钉板内固定系统 | Φ4*8mm\$Φ4*10mm\$Φ4*12mm\$Φ4*14mm\$Φ4*16mm                | JZLD   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8953 | 颈椎前路钉板内固定系统 | Φ4.35*8mm\$Φ4.35*10mm\$Φ4.35*12mm\$Φ4.35*14mm\$Φ4.35*16mm | JZLD   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8954 | 颈椎前路钉板内固定系统 | 19mm\$21mm\$23mm\$25mm\$27.5mm\$30mm\$32.5mm\$35mm        | JZ I-2 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8955 | 颈椎前路钉板内固定系统 | 37.5mm\$40mm\$42.5mm\$45mm\$47.5mm\$50mm\$52.5mm\$55mm    | JZ I-2 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8956 | 颈椎前路钉板内固定系统 | 57.5mm\$60mm\$62.5mm\$65mm\$67.5mm\$70mm                  | JZ I-2 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8957 | 颈椎前路钉板内固定系统 | 72.5mm\$75mm\$77.5mm\$80mm\$82.5mm\$85mm\$87.5mm\$90mm    | JZ I-2 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8958 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ6.0*300mm\$Φ6.0*350mm                                    | SF-I   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8959 | 颈椎前路钉板内固定系统 | Φ4*8mm\$Φ4*10mm\$Φ4*12mm\$Φ4*14mm\$Φ4*16mm                | JZLD   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称         | 产品规格                                                                  | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|
| QHZB8960 | 颈椎前路钉板内固定系统  | Φ4.5*8mm\$Φ4.5*10mm\$Φ4.5*12mm\$Φ4.5*14mm\$Φ4.35*16mm                 | JZLD  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8961 | 颈椎前路钉板内固定系统  | Φ4*8mm\$Φ4*10mm\$Φ4*12mm\$Φ4*14mm\$Φ4*16mm                            | JZLD  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8962 | 颈椎前路钉板内固定系统  | Φ4.5*8mm\$Φ4.5*10mm\$Φ4.5*12mm\$Φ4.5*14mm\$Φ4.35*16mm                 | JZLD  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8963 | 胸腰椎前路钉棒内固定系统 | Φ4.5*30mm\$Φ4.5*35mm\$Φ4.5*40mm\$Φ4.5*45mm\$Φ4.5*50mm\$Φ5.0*30mm\$Φ   | RSS V | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8964 | 胸腰椎前路钉棒内固定系统 | Φ5.5*35mm\$Φ5.5*40mm\$Φ5.5*45mm\$Φ5.5*50mm\$Φ5.5*55mm\$Φ5.5*60mm\$Φ   | RSS V | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8965 | 胸腰椎前路钉棒内固定系统 | Φ5.5*95mm\$Φ5.5*100mm\$Φ5.5*105mm\$Φ5.5*110mm\$Φ5.5*115mm\$Φ5.5*120mm | RSS V | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8966 | 胸腰椎前路钉棒内固定系统 | Φ5.5*130mm\$Φ5.5*140mm\$Φ5.5*150mm\$Φ5.5*160mm                        | RSS V | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8967 | 胸腰椎前路钉棒内固定系统 | Φ5.5*180mm\$Φ5.5*200mm                                                | RSS V | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8968 | 胸腰椎前路钉棒内固定系统 | Φ5.5*10mm\$Φ5.5*11mm\$Φ5.5*12mm\$5.5*13mm\$Φ5.5*14mm\$5.5*15mm\$Φ     | RSS V | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8969 | 脊柱后路钉棒内固定系统  | Φ6.0*500mm                                                            | SF-I  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8970 | 胸腰椎前路钉棒内固定系统 | 5.5mm                                                                 | RSS V | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8971 | 胸腰椎前路钉棒内固定系统 | 5.5mm                                                                 | RSS V | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称         | 产品规格                                                                                          | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|
| QHZB8972 | 胸腰椎前路钉棒内固定系统 | 13mm\$15mm\$17mm                                                                              | RSS V     | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8973 | 胸腰椎前路钉棒内固定系统 | 头向/小号\$尾向/小号\$头向/中号\$尾向/中号\$头向/大号\$尾向/大号                                                      | RSS V     | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8974 | 金属锁定接骨螺钉     | 3.5*10mm\$3.5*12mm\$3.5*14mm\$3.5*16mm\$3.5*18mm\$3.5*20mm\$3.5*22mm\$3.5*24mm\$3.5*26mm\$3.5 | HCQ03     | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8975 | 金属锁定接骨螺钉     | 2.5*4mm\$2.5*6mm\$2.5*8mm\$2.5*10mm\$2.5*12mm\$2.5*14mm\$2.5*16mm\$2.5*18mm\$2.5*20mm\$2.5*22 | HAQ03     | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8976 | 金属锁定接骨螺钉     | 3.5*10mm\$3.5*12mm\$3.5*14mm\$3.5*16mm\$3.5*18mm\$3.5*20mm\$3.5*22mm\$3.5*24mm\$3.5*26mm\$3.5 | HAQ03     | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8977 | 金属锁定接骨螺钉     | 4.5*12mm\$4.5*14mm\$4.5*16mm\$4.5*18mm\$4.5*20mm\$4.5*22mm\$4.5*24mm\$4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5 | HAQ03     | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8978 | 金属锁定接骨螺钉     | 2.7*4mm\$2.7*6mm\$2.7*8mm\$2.7*10mm\$2.7*12mm\$2.7*14mm\$2.7*16mm\$2.7*18mm\$2.7*20mm\$2.7*22 | HAQ04 2.7 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8979 | 金属锁定接骨螺钉     | 3.5*10mm\$3.5*12mm\$3.5*14mm\$3.5*16mm\$3.5*18mm\$3.5*20mm\$3.5*22mm\$3.5*24mm\$3.5*26mm\$3.5 | HAQ04 3.5 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8980 | 脊柱后路钉棒内固定系统  | Φ6mm                                                                                          | SF-I      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8981 | 金属锁定接骨螺钉     | 4.5*12mm\$4.5*14mm\$4.5*16mm\$4.5*18mm\$4.5*20mm\$4.5*22mm\$4.5*24mm\$4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5 | HAQ04 4.5 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8982 | 金属锁定接骨螺钉     | 1.5*4mm\$1.5*6mm\$1.5*8mm\$1.5*10mm\$1.5*12mm\$1.5*14mm\$1.5*16mm\$1.5*18mm\$1.5*20mm\$1.5*22 | HAQ02 1.5 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8983 | 金属锁定接骨螺钉     | 1.5*4mm\$1.5*6mm\$1.5*8mm\$1.5*10mm\$1.5*12mm\$1.5*14mm\$1.5*16mm\$1.5*18mm\$1.5*20mm\$1.5*22 | HAQ02 2.0 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                                                 | 产品型号         | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| QHZB8984 | 金属锁定接骨螺钉    | 2.5*4mm\$2.5*6mm\$2.5*8mm\$2.5*10mm\$2.5*12mm\$2.5*14mm\$2.5*16mm\$2.5*18mm\$2.5*20mm\$2.5*22        | HAQ06 2.5    | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8985 | 金属锁定接骨螺钉    | 2.7*4mm\$2.7*6mm\$2.7*8mm\$2.7*10mm\$2.7*12mm\$2.7*14mm\$2.7*16mm\$2.7*18mm\$2.7*20mm\$2.7*22        | HAQ06 2.7    | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8986 | 金属锁定接骨螺钉    | 3.5*10mm\$3.5*12mm\$3.5*14mm\$3.5*16mm\$3.5*18mm\$3.5*20mm\$3.5*22mm\$3.5*24mm\$3.5*26mm\$3.5        | HAQ06 3.5    | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8987 | 金属锁定接骨螺钉    | 4.5*12mm\$4.5*14mm\$4.5*16mm\$4.5*18mm\$4.5*20mm\$4.5*22mm\$4.5*24mm\$4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5        | HAQ06 4.5    | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8988 | 金属锁定接骨螺钉    | 3.0*10mm\$12mm\$14mm\$16mm\$18mm\$20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm\$36mm\$38mm\$40mm\$ | HBQ04 3.0半螺纹 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8989 | 金属锁定接骨螺钉    | 4.0*14mm\$4.0*16mm\$4.0*18mm\$4.0*20mm\$4.0*22mm\$4.0*24mm\$4.0*26mm\$4.0*28mm\$4.0*30mm\$4.0        | HBQ03 4.0半螺纹 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8990 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ6mm                                                                                                 | SF-I         | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8991 | 金属锁定接骨螺钉    | 4.0*14mm\$4.0*16mm\$4.0*18mm\$4.0*20mm\$4.0*22mm\$4.0*24mm\$4.0*26mm\$4.0*28mm\$4.0*30mm\$4.0        | HBQ03        | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8992 | 金属锁定接骨螺钉    | 6.5*20mm\$6.5*22mm\$6.5*24mm\$6.5*26mm\$6.5*28mm\$6.5*30mm\$6.5*32mm\$6.5*34mm\$6.5*36mm\$6.5        | HBQ03        | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8993 | 金属锁定接骨螺钉    | 4.0*14mm\$4.0*16mm\$4.0*18mm\$4.0*20mm\$4.0*22mm\$4.0*24mm\$4.0*26mm\$4.0*28mm\$4.0*30mm\$4.0        | HBQ04 4.0半螺纹 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8994 | 金属锁定接骨螺钉    | 6.5*20mm\$6.5*22mm\$6.5*24mm\$6.5*26mm\$6.5*28mm\$6.5*30mm\$6.5*32mm\$6.5*34mm\$6.5*36mm\$6.5        | HBQ04 6.5半螺纹 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8995 | 金属锁定接骨螺钉    | 3.0*10mm\$12mm\$14mm\$16mm\$18mm\$20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm\$36mm\$38mm\$40mm\$ | HBQ06 3.0半螺纹 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                                          | 产品型号         | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| QHZB8996 | 金属锁定接骨螺钉    | 4.0*14mm\$4.0*16mm\$4.0*18mm\$4.0*20mm\$4.0*22mm\$4.0*24mm\$4.0*26mm\$4.0*28mm\$4.0*30mm\$4.0 | HBQ06 4.0半螺纹 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8997 | 金属锁定接骨螺钉    | 6.5*20mm\$6.5*22mm\$6.5*24mm\$6.5*26mm\$6.5*28mm\$6.5*30mm\$6.5*32mm\$6.5*34mm\$6.5*36mm\$6.5 | HBQ06 6.5半螺纹 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8998 | 金属锁定接骨螺钉    | 2.9*4mm\$2.9*6mm\$2.9*8mm\$2.9*10mm\$2.9*12mm\$2.9*14mm\$2.9*16mm\$2.9*18mm\$2.9*20mm\$2.9*22 | HCZL04 2.9   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB8999 | 金属锁定接骨螺钉    | 3.5*10mm\$3.5*12mm\$3.5*14mm\$3.5*16mm\$3.5*18mm\$3.5*20mm\$3.5*22mm\$3.5*24mm\$3.5*26mm\$3.5 | HCZL04 3.5   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9000 | 金属锁定接骨螺钉    | 5.0*20mm\$5.0*22mm\$5.0*24mm\$5.0*26mm\$5.0*28mm\$5.0*30mm\$5.0*32mm\$5.0*34mm\$5.0*36mm\$5.0 | HCZL04 5.0   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9001 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ6mm                                                                                          | SF-I         | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9002 | 金属锁定接骨螺钉    | 1.5*4mm\$1.5*6mm\$1.5*8mm\$1.5*10mm\$1.5*12mm\$1.5*14mm\$1.5*16mm\$1.5*18mm\$1.5*20mm\$1.5*22 | HCZL02 1.5   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9003 | 金属锁定接骨螺钉    | 1.5*4mm\$1.5*6mm\$1.5*8mm\$1.5*10mm\$1.5*12mm\$1.5*14mm\$1.5*16mm\$1.5*18mm\$1.5*20mm\$1.5*22 | HCZL02 2.0   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9004 | 金属锁定接骨螺钉    | 2.5*4mm\$2.5*6mm\$2.5*8mm\$2.5*10mm\$2.5*12mm\$2.5*14mm\$2.5*16mm\$2.5*18mm\$2.5*20mm\$2.5*22 | HCZL02 2.5   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9005 | 金属锁定接骨螺钉    | 2.5*4mm\$2.5*6mm\$2.5*8mm\$2.5*10mm\$2.5*12mm\$2.5*14mm\$2.5*16mm\$2.5*18mm\$2.5*20mm\$2.5*22 | HCZL06 2.5   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9006 | 金属锁定接骨螺钉    | 2.9*4mm\$2.9*6mm\$2.9*8mm\$2.9*10mm\$2.9*12mm\$2.9*14mm\$2.9*16mm\$2.9*18mm\$2.9*20mm\$2.9*22 | HCZL06 2.9   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9007 | 金属锁定接骨螺钉    | 3.5*10mm\$3.5*12mm\$3.5*14mm\$3.5*16mm\$3.5*18mm\$3.5*20mm\$3.5*22mm\$3.5*24mm\$3.5*26mm\$3.5 | HCZL06 3.5   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                                          | 产品型号          | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------|
| QHZB9008 | 金属锁定接骨螺钉    | 5.0*20mm\$5.0*22mm\$5.0*24mm\$5.0*26mm\$5.0*28mm\$5.0*30mm\$5.0*32mm\$5.0*34mm\$5.0*36mm\$5.0 | HCZL06 5.0    | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9009 | 金属锁定接骨螺钉    | 3.5*10mm\$3.5*12mm\$3.5*14mm\$3.5*16mm\$3.5*18mm\$3.5*20mm\$3.5*22mm\$3.5*24mm\$3.5*26mm\$3.5 | HCZL06 3.5半螺纹 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9010 | 金属锁定接骨螺钉    | 5.0*20mm\$5.0*22mm\$5.0*24mm\$5.0*26mm\$5.0*28mm\$5.0*30mm\$5.0*32mm\$5.0*34mm\$5.0*36mm\$5.0 | HCZL06 5.0半螺纹 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9011 | 金属锁定接骨螺钉    | 2.5*10mm\$2.5*12mm\$2.5*14mm\$2.5*16mm\$2.5*18mm\$2.5*20mm\$2.5*22mm\$2.5*24mm\$2.5*26mm\$2.5 | HCZL03        | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9012 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ6.0*25-30mm\$Φ6.0*30-40mm\$Φ6.0*40-60mm\$Φ6.0*56-76mm                                        | SF-I          | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9013 | 金属锁定接骨螺钉    | 3.5*10mm\$3.5*12mm\$3.5*14mm\$3.5*16mm\$3.5*18mm\$3.5*20mm\$3.5*22mm\$3.5*24mm\$3.5*26mm\$3.5 | HCZL03        | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9014 | 中空接骨螺钉      | 3.0*6mm\$3.0*8mm\$3.0*10mm\$3.0*12mm\$3.0*14mm\$3.0*16mm\$3.0*18mm\$3.0*20mm\$3.0*22mm\$3.0*2 | ZKT3.0(球头)    | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9015 | 中空接骨螺钉      | 3.5*6mm\$3.5*8mm\$3.5*10mm\$3.5*12mm\$3.5*15mm\$3.5*16mm\$3.5*18mm\$3.5*20mm\$3.5*22mm\$3.5*2 | ZKT3.5(球头)    | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9016 | 中空接骨螺钉      | 4.5*20mm\$4.5*22mm\$4.5*25mm\$4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5*30mm\$4.5*32mm\$4.5*35mm\$4.5*36mm\$4.5 | ZKT4.5(球头)    | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9017 | 中空接骨螺钉      | 5.0*20mm\$5.0*22mm\$5.0*25mm\$5.0*26mm\$5.0*28mm\$5.0*30mm\$5.0*32mm\$5.0*35mm\$5.0*36mm\$5.0 | ZKT5.0(球头)    | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9018 | 中空接骨螺钉      | 7.0*40mm\$7.0*42mm\$7.0*45mm\$7.0*46mm\$7.0*48mm\$7.0*50mm\$7.0*52mm\$7.0*55mm\$7.0*56mm\$7.0 | ZKT7.0(球头)    | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9019 | 中空接骨螺钉      | 7.3*40mm\$7.3*42mm\$7.3*44mm\$7.3*46mm\$7.3*48mm\$7.3*50mm\$7.3*52mm\$7.3*55mm\$7.3*56mm\$7.3 | ZKT7.3(球头)    | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |



| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                                          | 产品型号        | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|
| QHZB9020 | 中空接骨螺钉      | 3.0*6mm\$3.0*8mm\$3.0*10mm\$3.0*12mm\$3.0*14mm\$3.0*16mm\$3.0*18mm\$3.0*20mm\$3.0*22mm\$3.0*2 | ZKT3.0(螺纹头) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9021 | 中空接骨螺钉      | 3.5*6mm\$3.5*8mm\$3.5*10mm\$3.5*12mm\$3.5*15mm\$3.5*16mm\$3.5*18mm\$3.5*20mm\$3.5*22mm\$3.5*2 | ZKT3.5(螺纹头) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9022 | 中空接骨螺钉      | 4.5*20mm\$4.5*22mm\$4.5*25mm\$4.5*26mm\$4.5*28mm\$4.5*30mm\$4.5*32mm\$4.5*35mm\$4.5*36mm\$4.5 | ZKT4.5(螺纹头) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9023 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ6.0*10mm, Φ6.0*11mm, Φ6.0*12mm, 6.0*13mm, Φ6.0*14mm, 6.0*15mm, Φ                             | SF-I        | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9024 | 中空接骨螺钉      | 5.0*20mm\$5.0*22mm\$5.0*25mm\$5.0*26mm\$5.0*28mm\$5.0*30mm\$5.0*32mm\$5.0*35mm\$5.0*36mm\$5.0 | ZKT5.0(螺纹头) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9025 | 中空接骨螺钉      | 7.0*40mm\$7.0*42mm\$7.0*45mm\$7.0*46mm\$7.0*48mm\$7.0*50mm\$7.0*52mm\$7.0*55mm\$7.0*56mm\$7.0 | ZKT7.0(螺纹头) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9026 | 中空接骨螺钉      | 7.3*40mm\$7.3*42mm\$7.3*44mm\$7.3*46mm\$7.3*48mm\$7.3*50mm\$7.3*52mm\$7.3*55mm\$7.3*56mm\$7.3 | ZKT7.3(螺纹头) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9027 | 金属锁定接骨板     | 4-16孔                                                                                         | YSL17       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9028 | 金属锁定接骨板     | 1-15孔                                                                                         | YSL52       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9029 | 金属锁定接骨板     | 1-15孔                                                                                         | YSL53       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9030 | 金属锁定接骨板     | 4-16孔                                                                                         | YSZ17       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9031 | 金属锁定接骨板     | 1-15孔                                                                                         | YSZ52       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格  | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|-------|------------|--------------|------|
| QHZB9032 | 金属锁定接骨板     | 1-15孔 | YSZ53      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9033 | 金属锁定接骨板     | 3-12孔 | YSL40      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9034 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | 6mm   | SF-I       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9035 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔 | ZSL01（4.0） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9036 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔 | ZSL03（4.0） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9037 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔 | ZSL01（3.3） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9038 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔 | ZSL03（3.3） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9039 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔 | ZSL02（3.3） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9040 | 金属锁定接骨板     | 3-12孔 | YSL41      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9041 | 金属锁定接骨板     | 3-12孔 | YSL43      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9042 | 金属锁定接骨板     | 3-12孔 | YSL44      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9043 | 金属锁定接骨板     | 3-12孔 | YSL45      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格   | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|--------|------------|--------------|------|
| QHZB9044 | 金属锁定接骨板     | 3-12孔  | YSL46      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9045 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | 6mm    | SF-I       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9046 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔  | ZSL08（3.3） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9047 | 金属锁定接骨板     | 10-20孔 | YSL47      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9048 | 金属锁定接骨板     | 1-15孔  | YSL54      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9049 | 金属锁定接骨板     | 10-20孔 | YSL48      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9050 | 金属锁定接骨板     | 1-15孔  | YSL55      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9051 | 金属锁定接骨板     | 1-15孔  | YSL59      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9052 | 金属锁定接骨板     | 3-12孔  | YSL42      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9053 | 金属锁定接骨板     | 3-12孔  | YSZ40      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9054 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔  | ZSZ01（4.0） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9055 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔  | ZSZ03（4.0） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                                         | 产品型号        | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|
| QHZB9056 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$<br>Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$<br>Φ6.0*25-60mm\$Φ6.5*25-60mm\$ | SF-I        | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9057 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | 6mm                                                                                          | SF-I        | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9058 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔                                                                                        | ZSZ01 (3.3) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9059 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔                                                                                        | ZSZ03 (3.3) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9060 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔                                                                                        | ZSZ02 (3.3) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9061 | 金属锁定接骨板     | 3-12孔                                                                                        | YSZ41       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9062 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔                                                                                        | ZSZ08 (3.3) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9063 | 金属锁定接骨板     | 10-20孔                                                                                       | YSZ47       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9064 | 金属锁定接骨板     | 1-15孔                                                                                        | YSZ54       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9065 | 金属锁定接骨板     | 10-20孔                                                                                       | YSZ48       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9066 | 金属锁定接骨板     | 1-15孔                                                                                        | YSZ55       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9067 | 金属锁定接骨板     | 1-15孔                                                                                        | YSZ59       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                                         | 产品型号        | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|
| QHZB9068 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ6.5*55-90mm\$Φ7.0*55-90mm\$<br>Φ7.5*55-90mm\$8.0*55-<br>90mm\$8.5*55-90mm                   | SF-I        | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9069 | 金属锁定接骨板     | 3-12孔                                                                                        | YSZ42       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9070 | 金属锁定接骨板     | 2孔-14孔                                                                                       | YSL01 (1.5) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9071 | 金属锁定接骨板     | 2孔-14孔                                                                                       | YSL02 (1.5) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9072 | 金属锁定接骨板     | 2孔-14孔                                                                                       | YSL06 (1.5) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9073 | 金属锁定接骨板     | 2孔-14孔                                                                                       | YSL08 (1.5) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9074 | 金属锁定接骨板     | 2-14孔                                                                                        | YSL01 (2.2) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9075 | 金属锁定接骨板     | 2-14孔                                                                                        | YSL02 (2.2) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9076 | 金属锁定接骨板     | 2-14孔                                                                                        | YSL06 (2.2) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9077 | 金属锁定接骨板     | 2-14孔                                                                                        | YSL08 (2.2) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9078 | 金属锁定接骨板     | 2-12孔                                                                                        | YSL60       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9079 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$<br>Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$<br>Φ6.0*25-60mm\$Φ6.5*25-60mm\$ | RSS V       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                                         | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|
| QHZB9080 | 金属锁定接骨板     | 3-12孔                                                                                        | YSL65      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9081 | 金属锁定接骨板     | 3-12孔                                                                                        | YSL62      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9082 | 金属锁定接骨板     | 2孔-14孔                                                                                       | YSZ01（1.5） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9083 | 金属锁定接骨板     | 2孔-14孔                                                                                       | YSZ02（1.5） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9084 | 金属锁定接骨板     | 2孔-14孔                                                                                       | YSZ06（1.5） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9085 | 金属锁定接骨板     | 2孔-14孔                                                                                       | YSZ08（1.5） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9086 | 金属锁定接骨板     | 2-14孔                                                                                        | YSZ01（2.2） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9087 | 金属锁定接骨板     | 2-14孔                                                                                        | YSZ02（2.2） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9088 | 金属锁定接骨板     | 2-12孔                                                                                        | YSZ06（2.2） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9089 | 金属锁定接骨板     | 2-14孔                                                                                        | YSZ08（2.2） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9090 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$<br>Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$<br>Φ6.0*25-60mm\$Φ6.5*25-60mm\$ | RSS V      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9091 | 金属锁定接骨板     | 2-12孔                                                                                        | YSZ60      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                                         | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|
| QHZB9092 | 金属锁定接骨板     | 3-12孔                                                                                        | YSZ65      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9093 | 金属锁定接骨板     | 2-12孔                                                                                        | YSZ62      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9094 | 金属锁定接骨板     | 3-14孔                                                                                        | YSL11（1.3） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9095 | 金属锁定接骨板     | 3-14孔                                                                                        | YSL12（1.3） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9096 | 金属锁定接骨板     | 2-10孔                                                                                        | YSL14（1.3） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9097 | 金属锁定接骨板     | 3-14孔                                                                                        | YSL11（1.8） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9098 | 金属锁定接骨板     | 3-14孔                                                                                        | YSL12（1.8） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9099 | 金属锁定接骨板     | 2-10孔                                                                                        | YSL14（1.5） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9100 | 金属锁定接骨板     | 3-12孔                                                                                        | YSL63      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9101 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$<br>Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$<br>Φ6.0*25-60mm\$Φ6.5*25-50mm\$ | RSS V      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9102 | 金属锁定接骨板     | 2-14孔                                                                                        | YSL09      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9103 | 金属锁定接骨板     | 2-14孔                                                                                        | YSL10      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                                         | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|
| QHZB9104 | 金属锁定接骨板     | 3-14孔                                                                                        | YSZ11（1.8） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9105 | 金属锁定接骨板     | 3-14孔                                                                                        | YSZ12（1.8） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9106 | 金属锁定接骨板     | 2-10孔                                                                                        | YSZ14（1.5） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9107 | 金属锁定接骨板     | 3-12孔                                                                                        | YSZ63      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9108 | 金属锁定接骨板     | 2-14孔                                                                                        | YSZ09      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9109 | 金属锁定接骨板     | 2-14孔                                                                                        | YSZ10      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9110 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔                                                                                        | ZSL01（5.7） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9111 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔                                                                                        | ZSL04（5.7） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9112 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$<br>Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$<br>Φ6.0*25-60mm\$Φ6.5*25-60mm\$ | RSS V      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9113 | 金属锁定接骨板     | 2-15孔                                                                                        | YSL23      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9114 | 金属锁定接骨板     | 2-15孔                                                                                        | YSL25      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9115 | 金属锁定接骨板     | 4-15孔                                                                                        | YSL21      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |



| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                                         | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|
| QHZB9116 | 金属锁定接骨板     | 4-15孔                                                                                        | YSL22      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9117 | 金属锁定接骨板     | 4-17孔                                                                                        | YSL32      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9118 | 金属锁定接骨板     | 2-15孔                                                                                        | YSL26      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9119 | 金属锁定接骨板     | 2-15孔                                                                                        | YSL27      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9120 | 金属锁定接骨板     | 2-15孔                                                                                        | YSL68      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9121 | 金属锁定接骨板     | 2-15孔                                                                                        | YSL67      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9122 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔                                                                                        | ZSL03（5.7） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9123 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$<br>Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$<br>Φ6.0*25-60mm\$Φ6.5*25-60mm\$ | RSS V      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9124 | 金属锁定接骨板     | 4-15孔                                                                                        | YSZ22      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9125 | 金属锁定接骨板     | 4-17孔                                                                                        | YSZ32      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9126 | 金属锁定接骨板     | 2-15孔                                                                                        | YSZ25      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9127 | 金属锁定接骨板     | 2-15孔                                                                                        | YSZ26      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                                         | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|
| QHZB9128 | 金属锁定接骨板     | 2-15孔                                                                                        | YSZ67      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9129 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔                                                                                        | ZSZ01（5.7） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9130 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔                                                                                        | ZSZ03（5.7） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9131 | 金属锁定接骨板     | 3-12孔                                                                                        | YSL66      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9132 | 金属锁定接骨板     | 3-10孔                                                                                        | YSZ66      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9133 | 金属锁定接骨板     | 4-15孔                                                                                        | YSL30      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9134 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$<br>Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$<br>Φ6.0*25-60mm\$Φ6.5*25-60mm\$ | RSS V      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9135 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔                                                                                        | ZSL02（4.0） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9136 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔                                                                                        | ZSL02（5.7） | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9137 | 金属锁定接骨板     | 4-17孔                                                                                        | YSL37      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9138 | 金属锁定接骨板     | 4-17孔                                                                                        | YSL36      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9139 | 金属锁定接骨板     | 4-17孔                                                                                        | YSL33      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                     | 产品型号           | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------|
| QHZB9140 | 金属锁定接骨板     | 4-17孔                                                                    | YSL34          | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9141 | 金属锁定接骨板     | 4-15孔                                                                    | YSL31          | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9142 | 金属锁定接骨板     | 3-14孔                                                                    | YSL05          | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9143 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔                                                                    | ZSL08<br>(4.0) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9144 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔                                                                    | ZSL08<br>(5.7) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9145 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ6.0*30mm\$Φ6.0*35mm Φ<br>6.0*40mm\$Φ6.0*45mm Φ<br>6.0*50mm\$Φ6.0*55mm Φ | RSS V          | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9146 | 金属锁定接骨板     | 4-15孔                                                                    | YSZ30          | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9147 | 金属锁定接骨板     | 4-15孔                                                                    | YSZ28          | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9148 | 金属锁定接骨板     | 4-15孔                                                                    | YSZ29          | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9149 | 金属锁定接骨板     | 4-17孔                                                                    | YSZ37          | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9150 | 金属锁定接骨板     | 4-17孔                                                                    | YSZ36          | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9151 | 金属锁定接骨板     | 4-17孔                                                                    | YSZ33          | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                      | 产品型号           | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------|
| QHZB9152 | 金属锁定接骨板     | 4-17孔                                                                     | YSZ34          | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9153 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔                                                                     | ZSZ08<br>(4.0) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9154 | 金属锁定接骨板     | 2-16孔                                                                     | ZSZ08<br>(5.7) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9155 | 金属锁定接骨板     | 小号\$大号                                                                    | YSL49          | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9156 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ6.0*100mm\$Φ6.0*105mm\$Φ6.0*110mm\$Φ6.0*115mm\$Φ6.0*120mm\$Φ6.0*125mm\$Φ | RSS V          | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9157 | 金属锁定接骨板     | 2-7孔                                                                      | YSL50          | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9158 | 金属锁定接骨板     | 2-7孔                                                                      | YSL51          | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9159 | 金属锁定接骨板     | 小号\$大号                                                                    | YSZ49          | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9160 | 金属锁定接骨板     | 2-7孔                                                                      | YSZ50          | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9161 | 金属锁定接骨板     | 2-7孔                                                                      | YSZ51          | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9162 | 金属锁定接骨板     | 4-16孔                                                                     | ZSL12 (3.0)    | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9163 | 金属锁定接骨板     | 4-16孔                                                                     | YSL20 (3.4)    | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                                                        | 产品型号         | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
| QHZB9164 | 金属锁定接骨板     | 4-16孔                                                                                                       | ZSZ12 (3. 0) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9165 | 金属锁定接骨板     | 4-16孔                                                                                                       | YSZ20 (3. 4) | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9166 | 金属锁定接骨板     | 4-15孔                                                                                                       | YSL28        | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9167 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ 4. 0*20-50mm\$ Φ 4. 5*20-50mm\$<br>Φ 5. 0*25-55mm\$ Φ 5. 5*25-55mm\$<br>Φ 6. 0*25-60mm\$ Φ 6. 5*25-50mm\$ | SF-I         | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9168 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ 6. 0*140mm\$ Φ 6. 0*150mm\$ Φ<br>6. 0*160mm\$ Φ 6. 0*180mm                                                | RSS V        | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9169 | 金属锁定接骨板     | 4-15孔                                                                                                       | YSL29        | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9170 | 金属锁定接骨板     | 4-15孔                                                                                                       | YSZ31        | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9171 | 金属锁定接骨板     | 3-14孔                                                                                                       | YSZ05        | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9172 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ 3. 5*280mm\$ Φ 3. 5*300mm\$ Φ<br>3. 5*350mm                                                               | AF-III       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9173 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ 3. 5*400mm\$ Φ 3. 5*420mm                                                                                 | AF-III       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9174 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ 3. 5*500mm                                                                                                | AF-III       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9175 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ 5. 5*39-45mm\$ Φ 5. 5*45-55mm\$<br>Φ 5. 5*55-65mm\$ Φ 5. 5*65-75mm\$<br>Φ 5. 5*75-85mm\$ Φ 5. 5*85-100mm  | DF-II        | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                                 | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|
| QHZB9176 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ5.5*55mm\$Φ5.5*60mm\$Φ5.5*65mm\$Φ5.5*70mm\$Φ5.5*75mm\$Φ5.5*80mm                     | DF-II      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9177 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ6.0*55mm\$Φ6.0*60mm\$Φ6.0*65mm\$Φ6.0*70mm\$Φ6.0*75mm\$Φ6.0*80mm\$6.0*90mm           | RSS V      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9178 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | 5.5mm                                                                                | DF-II VIII | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9179 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ6.0*200mm\$Φ6.0*250mm                                                               | RSS V      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9180 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$Φ6.0*25-55mm\$Φ6.5*25-55mm\$ | DF-II      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9181 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$Φ6.0*25-55mm\$Φ6.5*25-55mm\$ | DF-II      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9182 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | 5.5mm                                                                                | DF-II      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9183 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$Φ6.0*25-60mm\$Φ6.5*25-60mm\$ | RSS V      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9184 | 金属锁定接骨板     | 6\$7\$8\$9\$10                                                                       | ZSZ10      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9185 | 金属锁定接骨板     | 2左右\$3左右\$4左右\$5左右\$6左右\$7左右\$8左右\$9左右\$10左右\$11左右\$12左右\$13左右\$14左右                 | YSZ04      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9186 | 金属锁定接骨板     | 4\$5\$6\$7\$8\$9\$10\$11\$12\$13\$14\$15\$16                                         | ZSZ13      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9187 | 金属锁定接骨板     | 2左右\$3左右\$4左右\$5左右\$6左右\$7左右\$8左右\$9左右\$10左右\$11左右\$12左右\$13左右\$14左右                 | YSZ03      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|
| QHZB9188 | 金属锁定接骨板     | 4\$5\$6\$7\$8\$9\$10\$11\$12\$13\$14\$15                             | YSZ27 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9189 | 金属锁定接骨板     | 2\$3\$4\$5\$6\$7\$8\$9\$10\$11\$12\$13\$14左右                         | YSL04 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9190 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ6.0*300mm\$Φ6.0*350mm                                               | RSS V | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9191 | 金属锁定接骨板     | 2\$3\$4\$5\$6\$7                                                     | ZSL11 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9192 | 金属锁定接骨板     | 8左右\$9左右\$10左右                                                       | ZSL11 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9193 | 金属锁定接骨板     | 2\$3\$4\$5\$6\$7\$8\$9\$10\$11\$12\$13\$14\$15\$16                   | ZSL05 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9194 | 金属锁定接骨板     | 2左右\$3左右\$4左右\$5左右\$6左右\$7左右\$8左右\$9左右\$10左右\$11左右\$12左右             | YSL61 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9195 | 金属锁定接骨板     | 2左右\$3左右\$4左右\$5左右\$6左右\$7左右\$8左右\$9左右\$10左右\$11左右\$12左右\$13左右\$14左右 | ZSL10 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9196 | 金属锁定接骨板     | 2\$3\$4\$5\$6\$7\$8\$9\$10\$11\$12\$13\$14\$15\$16                   | ZSL06 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9197 | 金属锁定接骨板     | 4\$5\$6\$7\$8\$9\$10\$11\$12\$13\$14\$15\$16                         | ZSL13 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9198 | 金属锁定接骨板     | 2左右\$3左右\$4左右\$5左右\$6左右\$7左右\$8左右\$9左右\$10左右\$11左右\$12左右\$13左右\$14左右 | YSL03 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9199 | 金属锁定接骨板     | 3左右\$4左右\$5左右\$6左右\$7左右\$8左右\$9左右\$10左右                              | YSL15 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称         | 产品规格                                                                                                 | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| QHZB9200 | 金属锁定接骨板      | 2左右\$3左右\$4左右\$5左右\$6左右\$7左右\$8左右\$9左右\$10左右\$11左右\$12左右\$13左右\$14左右                                 | YSL24  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9201 | 脊柱后路钉棒内固定系统  | Φ6.0*500mm                                                                                           | RSS V  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9202 | 金属锁定接骨板      | 4\$5\$6\$7\$8\$9\$10\$11\$12\$13\$14\$15\$16\$17                                                     | YSL35  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9203 | 金属锁定接骨板      | 3\$4\$5\$6\$7\$8\$9\$10\$11\$12                                                                      | YSL39  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9204 | 金属锁定接骨板      | 2\$3\$4\$5\$6\$7\$8\$9\$10\$11\$12                                                                   | YSL56  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9205 | 金属锁定接骨螺钉 半螺纹 | 3.5*10mm\$3.5*12mm\$3.5*14mm\$3.5*16mm\$3.5*18mm\$3.5*20mm\$3.5*22mm\$3.5*24mm\$3.5*26mm\$3.5        | HAZL06 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9206 | 金属锁定接骨螺钉 半螺纹 | 5.0*20mm\$22mm\$24mm\$26mm\$28mm\$30mm\$32mm\$34mm\$35mm\$36mm\$38mm\$40mm\$42mm\$44mm\$45mm\$46mm\$ | HAZL06 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9207 | 金属锁定接骨螺钉     | 2.5*4mm\$2.5*6mm\$2.5*8mm\$2.5*10mm\$2.5*12mm\$2.5*14mm\$2.5*16mm\$2.5*18mm\$2.5*20mm\$2.5*22        | HAZL06 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9208 | 金属锁定接骨螺钉     | 2.7*4mm\$2.7*6mm\$2.7*8mm\$2.7*10mm\$2.7*12mm\$2.7*14mm\$2.7*16mm\$2.7*18mm\$2.7*20mm\$2.7*22        | HAZL06 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9209 | 金属锁定接骨螺钉     | 3.5*10mm\$3.5*12mm\$3.5*14mm\$3.5*16mm\$3.5*18mm\$3.5*20mm\$3.5*22mm\$3.5*24mm\$3.5*26mm\$3.5        | HAZL06 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9210 | 金属锁定接骨螺钉     | 3.0*10mm\$3.0*12mm\$3.0*14mm\$3.0*16mm\$3.0*18mm\$3.0*20mm\$3.0*22mm\$3.0*24mm\$3.0*26mm\$3.0        | HCZL03 | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9211 | 椎间融合器        | 4*13*16                                                                                              | JZP    | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |



| 流水号      | 产品名称        | 产品规格    | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|---------|-------|--------------|------|
| QHZB9212 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ 6mm   | RSS V | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9213 | 椎间融合器       | 5*13*16 | JZP   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9214 | 椎间融合器       | 6*13*16 | JZP   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9215 | 椎间融合器       | 7*13*16 | JZP   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9216 | 椎间融合器       | 8*13*16 | JZP   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9217 | 椎间融合器       | 8*22    | YZIP  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9218 | 椎间融合器       | 9*22    | YZIP  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9219 | 椎间融合器       | 10*22   | YZIP  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9220 | 椎间融合器       | 11*22   | YZIP  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9221 | 椎间融合器       | 12*22   | YZIP  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9222 | 椎间融合器       | 13*22   | YZIP  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9223 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ 6mm   | RSS V | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格  | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|-------|-------|--------------|------|
| QHZB9224 | 椎间融合器       | 14*22 | YZIP  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9225 | 椎间融合器       | 9*22  | YZIIP | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9226 | 椎间融合器       | 10*22 | YZIIP | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9227 | 椎间融合器       | 11*22 | YZIIP | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9228 | 椎间融合器       | 12*22 | YZIIP | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9229 | 椎间融合器       | 13*22 | YZIIP | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9230 | 椎间融合器       | 14*22 | YZIIP | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9231 | 椎间融合器       | 8*26  | YZIP  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9232 | 椎间融合器       | 9*26  | YZIP  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9233 | 椎间融合器       | 10*26 | YZIP  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9234 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ 6mm | RSS V | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9235 | 椎间融合器       | 11*26 | YZIP  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                       | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|
| QHZB9236 | 椎间融合器       | 12*26                                                      | YZIP  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9237 | 椎间融合器       | 13*26                                                      | YZIP  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9238 | 椎间融合器       | 14*26                                                      | YZIP  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9239 | 椎间融合器       | 7*28*10                                                    | YZIIP | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9240 | 椎间融合器       | 8*28*10                                                    | YZIIP | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9241 | 椎间融合器       | 9*28*10                                                    | YZIIP | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9242 | 椎间融合器       | 10*28*10                                                   | YZIIP | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9243 | 椎间融合器       | 11*28*10                                                   | YZIIP | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9244 | 椎间融合器       | 12*28*10                                                   | YZIIP | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9245 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ6.0*25-30mm\$Φ6.0*30-40mm\$<br>Φ6.0*40-60mm\$Φ6.0*56-76mm | RSS V | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9246 | 椎间融合器       | 13*28*10                                                   | YZIIP | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9247 | 椎间融合器       | 15*28*10                                                   | YZIIP | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                                 | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|
| QHZB9256 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ6.0*10mm, Φ6.0*11mm, Φ6.0*12mm, 6.0*13mm, Φ6.0*14mm, 6.0*15mm, Φ                    | RSS V | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9267 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | 6mm                                                                                  | RSS V | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9278 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$Φ6.0*25-60mm\$Φ6.5*25-60mm\$ | SF-I  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9279 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | 6mm                                                                                  | RSS V | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9290 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | 6mm                                                                                  | RSS V | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9301 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ6.5*55-90mm\$Φ7.0*55-90mm\$Φ7.5*55-90mm\$8.0*55-90mm\$8.5*55-90mm                   | RSS V | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9312 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$Φ6.0*25-55mm\$Φ6.5*25-55mm\$ | DF-II | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9323 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$Φ6.0*25-55mm\$Φ6.5*25-55mm\$ | DF-II | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9334 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$Φ6.0*25-55mm\$Φ6.5*25-50mm\$ | DF-II | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9345 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$Φ6.0*25-55mm\$Φ6.5*25-50mm\$ | DF-II | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9356 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$Φ6.0*25-55mm\$Φ6.5*25-55mm\$ | DF-II | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9367 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$Φ6.0*25-55mm\$Φ6.5*25-55mm\$ | DF-II | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                                         | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------|
| QHZB9378 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ6.5*65-90mm\$Φ7.0*65-90mm\$<br>Φ7.5*65-90mm\$Φ8.0*55-90mm\$<br>Φ8.5*55-90mm                 | DF-II | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9389 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$<br>Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$<br>Φ6.0*25-60mm\$Φ6.5*25-60mm\$ | SF-I  | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9390 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ5.5*30mm\$Φ5.5*35mm\$Φ<br>5.5*40mm\$Φ5.5*45mm\$Φ<br>5.5*50mm\$Φ5.5*55mm\$Φ                  | DF-II | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9401 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ5.5*100mm\$Φ5.5*105mm\$Φ<br>5.5*110mm\$Φ5.5*115mm\$Φ<br>5.5*120mm\$Φ5.5*125mm\$Φ            | DF-II | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9412 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ5.5*140mm\$Φ5.5*150mm\$Φ<br>5.5*160mm\$Φ5.5*180mm                                           | DF-II | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9423 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ5.5*200mm\$Φ5.5*250mm                                                                       | DF-II | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9434 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ5.5*300mm\$Φ5.5*350mm                                                                       | DF-II | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9445 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ5.5*500mm                                                                                   | DF-II | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9456 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ5.5mm                                                                                       | DF-II | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9467 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ5.5mm                                                                                       | DF-II | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9478 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ5.5mm                                                                                       | DF-II | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9489 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ5.5*25-30mm\$Φ5.5*30-40mm\$<br>Φ5.5*40-60mm\$Φ5.5*56-76mm                                   | DF-II | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                                         | 产品型号       | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|
| QHZB9500 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$<br>Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$<br>Φ6.0*25-60mm\$Φ6.5*25-60mm\$ | SF-I       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9501 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*25-30mm\$Φ4.0*30-40mm\$<br>Φ4.0*40-60mm\$Φ4.0*56-76mm                                   | DF-II      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9512 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | 5.5mm                                                                                        | DF-II      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9523 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | 5.5mm                                                                                        | DF-II      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9534 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | 5.5mm                                                                                        | DF-II      | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9545 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ5.5*30mm\$Φ5.5*35mm\$Φ<br>5.5*40mm\$Φ5.5*45mm\$Φ<br>5.5*50mm\$Φ5.5*55mm\$Φ                  | DF-II VIII | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9556 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ5.5*70mm\$Φ5.5*75mm\$Φ<br>5.5*80mm\$Φ5.5*85mm\$Φ<br>5.5*90mm\$Φ5.5*95mm                     | DF-II VIII | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9567 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ5.5*100mm\$Φ5.5*105mm\$Φ<br>5.5*110mm\$Φ5.5*115mm\$Φ<br>5.5*120mm\$Φ5.5*125mm               | DF-II VIII | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9578 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ5.5*130mm\$Φ5.5*140mm\$Φ<br>5.5*150mm\$Φ5.5*160mm\$Φ<br>5.5*180mm                           | DF-II VIII | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9589 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ5.5*200mm\$Φ5.5*250mm                                                                       | DF-II VIII | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9600 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ5.5*300mm\$Φ5.5*350mm                                                                       | DF-II VIII | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9611 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ6.0*30mm\$Φ6.0*35mm\$Φ<br>6.0*40mm\$Φ6.0*45mm\$Φ<br>6.0*50mm\$Φ6.0*55mm\$Φ                  | SF-I       | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                                                  | 产品型号         | 生产企业                         | 挂网企业 |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------|
| QHZB9612 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$<br>Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$<br>Φ6.0*25-60mm\$Φ6.5*25-65mm\$          | DF-II VIII   | 泰安康盛医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB9618 | 金属锁定接骨螺钉    | 6.5*20mm\$6.5*22mm\$6.5*24mm\$6<br>.5*26mm\$6.5*28mm\$6.5*30mm\$6.<br>5*32mm\$6.5*34mm\$6.5*36mm\$6.5 | HBQ03 6.5半螺纹 | 泰安康盛医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB9624 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$<br>Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$<br>Φ6.0*25-60mm\$Φ6.5*25-65mm\$          | DF-II VIII   | 泰安康盛医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB9635 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$<br>Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$<br>Φ6.0*25-60mm\$Φ6.5*25-65mm\$          | DF-II VIII   | 泰安康盛医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB9646 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*20-50mm\$Φ4.5*20-50mm\$<br>Φ5.0*25-55mm\$Φ5.5*25-55mm\$<br>Φ6.0*25-60mm\$Φ6.5*25-65mm\$          | DF-II VIII   | 泰安康盛医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB9657 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | 5.5mm                                                                                                 | DF-II VIII   | 泰安康盛医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB9668 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | 5.5mm                                                                                                 | DF-II VIII   | 泰安康盛医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB9671 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | 5.5mm                                                                                                 | DF-II VIII   | 泰安康盛医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB9672 | 漏斗胸矫形系统     | 长度38.1cm*宽度1.27cm                                                                                     | 01-3715      | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QHZB9673 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ5.5*25-30mm\$Φ5.5*30-40mm\$<br>Φ5.5*40-60mm\$Φ5.5*56-76mm                                            | DF-II VIII   | 泰安康盛医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB9674 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ3.0*10mm\$Φ3.0*12mm\$Φ<br>3.0*14mm\$Φ3.0*16mm\$Φ<br>3.0*18mm\$Φ3.0*20mm\$Φ                           | AF-III       | 泰安康盛医疗器械有限公司                 |      |
| QHZB9675 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ3.5*10mm\$Φ3.5*12mm\$Φ<br>3.5*14mm\$Φ3.5*16mm\$Φ<br>3.5*18mm\$Φ3.5*20mm\$Φ                           | AF-III       | 泰安康盛医疗器械有限公司                 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                      | 产品型号   | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|
| QHZB9676 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ6.0*100mm\$Φ6.0*105mm\$Φ6.0*110mm\$Φ6.0*115mm\$Φ6.0*120mm\$Φ6.0*125mm\$Φ | SF-I   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9677 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ4.0*10mm\$Φ4.0*12mm\$Φ4.0*14mm\$Φ4.0*16mm\$Φ4.0*18mm\$Φ4.0*20mm\$Φ       | AF-III | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9678 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ3.5*10mm\$Φ3.5*12mm\$Φ3.5*14mm\$Φ3.5*16mm\$Φ3.5*18mm\$Φ3.5*20mm\$Φ       | AF-III | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9679 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ3.5*30mm\$Φ3.5*35mm\$Φ3.5*40mm\$Φ3.5*45mm\$Φ3.5*50mm\$Φ3.5*55mm\$Φ       | AF-III | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9680 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ3.5*90mm\$Φ3.5*95mm\$Φ3.5*100mm\$Φ3.5*105mm\$Φ3.5*110mm\$Φ3.5*115mm\$Φ   | AF-III | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9681 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ3.5*150mm\$Φ3.5*160mm\$Φ3.5*180mm                                        | AF-III | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9682 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ3.5*200mm\$Φ3.5*250mm                                                    | AF-III | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9683 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ3.5mm                                                                    | AF-III | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9684 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ3.5mm                                                                    | AF-III | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9685 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ3.5mm                                                                    | AF-III | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9686 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ3.5mm                                                                    | AF-III | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |
| QHZB9687 | 脊柱后路钉棒内固定系统 | Φ6.0*140mm\$Φ6.0*150mm\$Φ6.0*160mm\$Φ6.0*180mm                            | SF-I   | 泰安康盛医疗器械有限公司 |      |



| 流水号      | 产品名称                   | 产品规格                                                   | 产品型号    | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|---------|-----------------|------|
| QHZB9688 | 脊柱后路钉棒内固定系统            | Φ3.5*25-30mm\$Φ3.5*30-40mm\$<br>Φ3.5*40-60mm           | AF-III  | 泰安康盛医疗器械有限公司    |      |
| QHZB9689 | 脊柱后路钉棒内固定系统            | 3.5mm                                                  | AF-III  | 泰安康盛医疗器械有限公司    |      |
| QHZB9690 | 脊柱后路钉棒内固定系统            | 3.5mm                                                  | AF-III  | 泰安康盛医疗器械有限公司    |      |
| QHZB9691 | 脊柱后路钉棒内固定系统            | 3.5mm                                                  | AF-III  | 泰安康盛医疗器械有限公司    |      |
| QHZB9692 | 脊柱后路钉棒内固定系统            | 3.2/5.5                                                | AF-III  | 泰安康盛医疗器械有限公司    |      |
| QHZB9693 | 脊柱后路钉棒内固定系统            | 3.2/5.5                                                | AF-III  | 泰安康盛医疗器械有限公司    |      |
| QHZB9694 | 脊柱后路钉棒内固定系统            | 3.2/6.0                                                | AF-III  | 泰安康盛医疗器械有限公司    |      |
| QHZB9695 | 脊柱后路钉棒内固定系统            | 3.2/6.0                                                | AF-III  | 泰安康盛医疗器械有限公司    |      |
| QHZB9696 | 颈椎前路钉板内固定系统            | 19mm\$21mm\$23mm\$25mm\$27.5mm\$30mm\$32.5mm\$35mm     | JZ I-1  | 泰安康盛医疗器械有限公司    |      |
| QHZB9697 | 颈椎前路钉板内固定系统            | 37.5mm\$40mm\$42.5mm\$45mm\$47.5mm\$50mm\$52.5mm\$55mm | JZ I-1  | 泰安康盛医疗器械有限公司    |      |
| QQT00052 | AO MEFISTO标准钉夹         | 夹持4 / 5 / 6mm螺钉                                        | 392.903 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| QQT00059 | AO 挠骨远端外固定支架夹钳，MR-safe | 连接两枚平行的直径4.0mm的Schanz螺钉至8.0mm杆                         | 390.051 | 瑞士Synthes GmbH. |      |

| 流水号      | 产品名称            | 产品规格         | 产品型号                                                                    | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT00060 | A0 自持型组合夹钳，MR安全 | 可连接11mm直径棒和管 | 390. 005                                                                | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| QQT00061 | A0固定棒（成角微型）     | 直径3. 0mm     | 395. 103                                                                | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| QQT00062 | A0固定棒（大型不常用）    | 直径11. 0mm    | 393. 570\$ 393. 580\$<br>393. 590\$ 393. 600\$<br>393. 610\$ 393. 620   | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| QQT00063 | A0固定棒（大型不常用）    | 直径11. 0mm    | 394. 870\$ 394. 880\$<br>394. 890\$ 394. 900\$<br>394. 910\$ 394. 920   | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| QQT00064 | A0固定棒（大型常用）     | 直径11. 0mm    | 393. 500\$ 393. 510\$<br>393. 520\$ 393. 530\$<br>393. 540\$ 393. 550\$ | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| QQT00065 | A0固定棒（大型常用）     | 直径11. 0mm，直形 | 394. 800\$ 394. 810\$<br>394. 820\$ 394. 830\$<br>394. 840\$ 394. 850\$ | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| QQT00066 | A0固定棒（微型）       | 直径3. 0mm     | 395. 105\$ 395. 107\$<br>395. 109\$ 395. 111                            | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| QQT00067 | A0固定棒（微型）       | 直径3. 0mm     | 395. 105\$ 395. 107\$<br>395. 109\$ 395. 111                            | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| QQT00068 | A0固定棒（小型）       | 直径4. 0mm     | 395. 600\$ 395. 610\$<br>395. 620\$ 395. 640\$<br>395. 650\$ 395. 660\$ | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| QQT00069 | A0固定棒（小型）       | 直径4. 0mm     | 395. 700\$ 395. 710\$<br>395. 720\$ 395. 730\$<br>395. 740\$ 395. 750\$ | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| QQT00070 | A0固定棒（小型）       | 直径4. 0mm     | 395. 600\$ 395. 610\$<br>395. 620\$ 395. 640\$<br>395. 650\$ 395. 660\$ | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| QQT00071 | A0固定棒（中型）       | 直径8. 0mm     | 395. 779\$ 395. 780\$<br>395. 782\$ 395. 784\$<br>395. 786\$ 395. 788\$ | 瑞士Synthes GmbH. |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                                                               | 产品型号                                                                   | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| QQT00072 | A0固定夹（大型）        | 适合直径11.0mm棒和直径4 / 5 / 6mm螺钉                                                                        | 393.978                                                                | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| QQT00073 | A0固定夹（大型）        | 适合直径11.0mm棒和直径4 / 5 / 6mm螺钉                                                                        | 393.978                                                                | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| QQT00074 | A0固定夹（大型）        | 适合直径11.0mm棒和直径4 / 5 / 6mm螺钉                                                                        | 393.978                                                                | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| QQT00075 | A0固定夹（小型）        | 适合直径4mm棒和直径1.8 / 2.5 / 4.0mm螺钉                                                                     | 395.560\$ 395.570                                                      | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| QQT00076 | A0固定夹（小型）        | 适合直径4mm棒和直径1.8 / 2.5 / 4.0mm螺钉                                                                     | 395.560\$ 395.570                                                      | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| QQT00077 | A0固定夹（小型）        | 适合直径4mm棒和直径1.8 / 2.5 / 4.0mm螺钉                                                                     | 395.560\$ 395.570                                                      | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| QQT00094 | A0支架固定夹（微型）      | 双钉夹，加持1.6mm和1.25mm的克氏针                                                                             | 395.125\$ 395.126                                                      | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| QQT00097 | DISPOFIX 简易外固定支架 | DISPOFIX 简易外固定支架                                                                                   | 199.902                                                                | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| QQT00098 | JET-X外固定针        | 71053101\$71053151\$71053201\$71053251\$71054151\$71054201\$71054251\$71054301\$71054351\$710      | 71053101\$ 71053151\$ 71053201\$ 71053251\$ 71054151\$ 71054201\$      | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| QQT00099 | JET-X外固定针        | 71063101\$71063151\$71063201\$71063251\$71064151\$71064201\$71064251\$71064301\$71064351\$710      | 71063101\$ 71063151\$ 71063201\$ 71063251\$ 71064151\$ 71064201\$      | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| QQT00102 | MEFISTO中央主体棒     | 长度437mm，直径22mm                                                                                     | 392.901                                                                | 瑞士Synthes GmbH.         |      |
| QQT00159 | Orthofix 皮质骨螺钉   | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl         |      |

| 流水号      | 产品名称           | 产品规格                                                                                               | 产品型号                                                                   | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT00160 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00161 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00162 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00163 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00164 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00165 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00166 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00167 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00168 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00169 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00170 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00171 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |

| 流水号      | 产品名称           | 产品规格                                                                                               | 产品型号                                                                   | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT00172 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00173 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00174 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00175 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00176 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00177 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00178 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00179 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00180 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00181 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00182 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00183 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |

| 流水号      | 产品名称           | 产品规格                                                                                               | 产品型号                                                                   | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT00184 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00185 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00186 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00187 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00188 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00189 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00190 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00191 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00192 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00193 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00194 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00195 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |









| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                                                             | 产品型号                                                                                                                | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT00232 | Orthofix 羟基磷灰石螺钉 | 99_60100\$99_60101\$99_60102\$99_60103\$99_60110\$99_60111\$99_60112\$99_60113\$99_60114\$99_    | 99_60100\$99_60101\$99_60102\$99_60103\$99_60110\$99_60111\$99_60112\$99_60113\$99_60114\$99_0110\$99_60111\$99_601 | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00233 | Orthofix 羟基磷灰石螺钉 | 99_60100\$99_60101\$99_60102\$99_60103\$99_60110\$99_60111\$99_60112\$99_60113\$99_60114\$99_    | 99_60100\$99_60101\$99_60102\$99_60103\$99_60110\$99_60111\$99_60112\$99_60113\$99_60114\$99_0110\$99_60111\$99_601 | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00234 | Orthofix 羟基磷灰石螺钉 | 99_60100\$99_60101\$99_60102\$99_60103\$99_60110\$99_60111\$99_60112\$99_60113\$99_60114\$99_    | 99_60100\$99_60101\$99_60102\$99_60103\$99_60110\$99_60111\$99_60112\$99_60113\$99_60114\$99_0110\$99_60111\$99_601 | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00235 | Orthofix 羟基磷灰石螺钉 | 99_60100\$99_60101\$99_60102\$99_60103\$99_60110\$99_60111\$99_60112\$99_60113\$99_60114\$99_    | 99_60100\$99_60101\$99_60102\$99_60103\$99_60110\$99_60111\$99_60112\$99_60113\$99_60114\$99_0110\$99_60111\$99_601 | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00236 | Orthofix 羟基磷灰石螺钉 | 99_60100\$99_60101\$99_60102\$99_60103\$99_60110\$99_60111\$99_60112\$99_60113\$99_60114\$99_    | 99_60100\$99_60101\$99_60102\$99_60103\$99_60110\$99_60111\$99_60112\$99_60113\$99_60114\$99_0110\$99_60111\$99_601 | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00237 | Orthofix 羟基磷灰石螺钉 | 99_60100\$99_60101\$99_60102\$99_60103\$99_60110\$99_60111\$99_60112\$99_60113\$99_60114\$99_    | 99_60100\$99_60101\$99_60102\$99_60103\$99_60110\$99_60111\$99_60112\$99_60113\$99_60114\$99_0110\$99_60111\$99_601 | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00238 | Orthofix 羟基磷灰石螺钉 | 99_60100\$99_60101\$99_60102\$99_60103\$99_60110\$99_60111\$99_60112\$99_60113\$99_60114\$99_    | 99_60100\$99_60101\$99_60102\$99_60103\$99_60110\$99_60111\$99_60112\$99_60113\$99_60114\$99_0110\$99_60111\$99_601 | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00239 | Orthofix 羟基磷灰石螺钉 | 99_60100\$99_60101\$99_60102\$99_60103\$99_60110\$99_60111\$99_60112\$99_60113\$99_60114\$99_    | 99_60100\$99_60101\$99_60102\$99_60103\$99_60110\$99_60111\$99_60112\$99_60113\$99_60114\$99_0110\$99_60111\$99_601 | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00240 | Orthofix 羟基磷灰石螺钉 | 99_60100\$99_60101\$99_60102\$99_60103\$99_60110\$99_60111\$99_60112\$99_60113\$99_60114\$99_    | 99_60100\$99_60101\$99_60102\$99_60103\$99_60110\$99_60111\$99_60112\$99_60113\$99_60114\$99_0110\$99_60111\$99_601 | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00241 | Orthofix 羟基磷灰石螺钉 | 99_60100\$99_60101\$99_60102\$99_60103\$99_60110\$99_60111\$99_60112\$99_60113\$99_60114\$99_    | 99_60100\$99_60101\$99_60102\$99_60103\$99_60110\$99_60111\$99_60112\$99_60113\$99_60114\$99_0110\$99_60111\$99_601 | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00317 | XCaliber骨螺钉      | 911530\$911540\$911550\$911560\$911570\$911580\$911590\$912630\$912640\$912650\$912660\$912670\$ | 911530\$911540\$911550\$911560\$911570\$911580\$911590\$912630\$912640\$911590\$912630\$9126                        | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00318 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6     | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6                        | 意大利Orthofix Srl |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                                                         | 产品型号                                                               | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT00319 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00320 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00321 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00322 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00323 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00324 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00325 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00326 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00327 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00328 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00329 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00330 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                                                         | 产品型号                                                               | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT00331 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00332 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00333 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00334 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00335 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00336 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00337 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00338 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00339 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00340 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00341 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT00342 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                               | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|------|
| QQT00343 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6  | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl         |      |
| QQT00344 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6  | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl         |      |
| QQT00345 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6  | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl         |      |
| QQT00346 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6  | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl         |      |
| QQT00347 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6  | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl         |      |
| QQT00348 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6  | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl         |      |
| QQT00349 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6  | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl         |      |
| QQT00350 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6  | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl         |      |
| QQT00351 | XCaliber羟基磷灰石骨螺钉 | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$99_611590\$99_622630\$99_6  | 99_611530\$99_611540\$99_611550\$99_611560\$99_611570\$99_611580\$ | 意大利Orthofix Srl         |      |
| QQT00467 | 外固定支架（商品名：Jet-X） | 71062016\$71062100\$71062150\$71062160\$71062180\$71062200\$71062250\$71062300\$71062350\$710 | 71062016\$ 71062100\$ 71062150\$ 71062160\$ 71062180\$ 71062200\$  | 美国 Smith & Nephew, Inc. |      |
| QQT00516 | 单边外固定支架          | 1#\$2#\$3#\$4#\$5#\$6#\$7#\$8#\$9#\$10#                                                       | PWDC- I 型\$PWDT- I \$PWDT- II 型                                    | 上海浦卫医疗器械厂有限公司           |      |
| QQT00555 | 单侧外固定器           | Φ（20～32）*（140～300）                                                                            | WGDZa                                                              | 苏州爱得科技发展有限公司            |      |

| 流水号      | 产品名称           | 产品规格                                                          | 产品型号                 | 生产企业          | 挂网企业 |
|----------|----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------|
| QQT00556 | 单侧外固定器         | Φ（8～16）*（100～250）                                             | WGDZb                | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT00557 | 单侧外固定器         | Φ（6～16）*（50～200）                                              | WGDZc                | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT00558 | 单侧外固定器         | Φ（20～32）*（140～300）                                            | WGDx                 | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT00559 | 单侧外固定器         | Φ（20～32）*（120～280）                                            | WGDT                 | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT00560 | 单侧外固定器         | Φ（20～32）*（140～300）                                            | WGDZa                | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT00561 | 单侧外固定器         | Φ（8～16）*（100～250）                                             | WGDZb                | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT00562 | 单侧外固定器         | Φ（6～16）*（50～200）                                              | WGDZc                | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT00563 | 单侧外固定器         | Φ（20～32）*（140～300）                                            | WGDx                 | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT00564 | 单侧外固定器         | Φ（20～32）*（120～280）                                            | WGDT                 | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT00565 | 单侧外固定支架        | 直型（135-305）\$T型（120-350）\$斜型（200-290）\$齿圈型（180-310）\$万向型（180- | 直型\$T型\$斜型\$齿圈型\$万向型 | 张家港华明医疗器械有限公司 |      |
| QQT00669 | 骨科外固定支架 碳纤维连接杆 | 碳纤维连接杆直径11mm，长度65mm\$碳纤维连接杆直径11mm，长度100mm\$碳纤维连接杆直径           | 万向III型               | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |
| QQT00670 | 骨科外固定支架 腕关节型   | 145mm\$170mm\$220mm                                           | 腕关节型（尺桡骨远端）          | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格                 | 产品型号                 | 生产企业          | 挂网企业 |
|----------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|------|
| QQT00671 | 骨科外固定支架 针杆固定夹 | 针杆固定夹（大号）\$针杆固定夹（小号） | 万向Ⅲ型                 | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |
| QQT00707 | 骨牵引针          | 5mm*150mm            | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00708 | 骨牵引针          | 5mm*150mm            | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00709 | 骨牵引针          | 5mm*150mm            | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00712 | 骨牵引针          | 5mm*150mm            | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00713 | 骨牵引针          | 4mm*100mm            | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00714 | 骨牵引针          | 3mm*80mm             | SEA-A30-080自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00715 | 骨牵引针          | 5mm*150mm            | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00716 | 骨牵引针          | 5mm*150mm            | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00717 | 骨牵引针          | 5mm*150mm            | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00718 | 骨牵引针          | 5mm*150mm            | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00719 | 骨牵引针          | 4mm*100mm            | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格                                                                                          | 产品型号                 | 生产企业          | 挂网企业 |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|------|
| QQT00720 | 骨牵引针 | 4mm*100mm                                                                                     | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00721 | 骨牵引针 | 4mm*100mm                                                                                     | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00722 | 骨牵引针 | 5mm*150mm                                                                                     | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00723 | 骨牵引针 | 4mm*100mm                                                                                     | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00724 | 骨牵引针 | 4mm*100mm                                                                                     | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00725 | 骨牵引针 | 4mm*100mm                                                                                     | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00726 | 骨牵引针 | 4mm*100mm                                                                                     | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00727 | 骨牵引针 | 4mm*100mm                                                                                     | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00728 | 骨牵引针 | 4mm*100mm                                                                                     | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00729 | 骨牵引针 | 2mm*60mm                                                                                      | SEA-A20-060自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00730 | 骨牵引针 | 2mm*60mm                                                                                      | SEA-A20-060自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT00759 | 骨牵引针 | Φ 1.0\$ Φ 1.2\$ Φ 1.5\$ Φ 2.0\$ Φ 2.5\$ Φ 3.0\$ Φ 3.5\$ Φ 4.0\$ Φ 4.5\$ Φ 5.0\$ Φ 5.5\$ Φ 6.0 | GZGH\$GZLW           | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |



| 流水号      | 产品名称    | 产品规格                                                                                          | 产品型号       | 生产企业          | 挂网企业 |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|
| QQT00760 | 骨牵引针    | Φ 1.0\$ Φ 1.2\$ Φ 1.5\$ Φ 2.0\$ Φ 2.5\$ Φ 3.0\$ Φ 3.5\$ Φ 4.0\$ Φ 4.5\$ Φ 5.0\$ Φ 5.5\$ Φ 6.0 | GZGH\$GZLW | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| QQT00761 | 骨牵引针    | 直径（mm）长度（mm）260 / 1002.3602.560370 / 80 / 903.580（25 / 35螺纹长度）                                | GZLW       | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |
| QQT00762 | 骨牵引针    | 直径（mm）长度（mm）260 / 1002.3602.560370 / 80 / 903.580（25 / 35螺纹长度）                                | GZLW       | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |
| QQT00949 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈钢，灭菌螺钉直径（mm）Φ 1.5\$ Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈                                | 螺纹型        | 江苏百得医疗器械有限公司  |      |
| QQT00950 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈钢，灭菌螺钉直径（mm）Φ 1.5\$ Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈                                | 螺纹型        | 江苏百得医疗器械有限公司  |      |
| QQT00951 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈钢，灭菌螺钉直径（mm）Φ 1.5\$ Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈                                | 螺纹型        | 江苏百得医疗器械有限公司  |      |
| QQT00952 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈钢，灭菌螺钉直径（mm）Φ 1.5\$ Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈                                | 螺纹型        | 江苏百得医疗器械有限公司  |      |
| QQT00953 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈钢，灭菌螺钉直径（mm）Φ 1.5\$ Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈                                | 螺纹型        | 江苏百得医疗器械有限公司  |      |
| QQT00954 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈钢，灭菌螺钉直径（mm）Φ 1.5\$ Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈                                | 螺纹型        | 江苏百得医疗器械有限公司  |      |
| QQT00955 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈钢，灭菌螺钉直径（mm）Φ 1.5\$ Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈                                | 螺纹型        | 江苏百得医疗器械有限公司  |      |
| QQT00956 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈钢，灭菌螺钉直径（mm）Φ 1.5\$ Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈                                | 螺纹型        | 江苏百得医疗器械有限公司  |      |
| QQT00957 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈钢，灭菌螺钉直径（mm）Φ 1.5\$ Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈                                | 螺纹型        | 江苏百得医疗器械有限公司  |      |

| 流水号      | 产品名称    | 产品规格                                                           | 产品型号 | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------|------|--------------|------|
| QQT00958 | 螺纹型骨牵引针 | Φ1.5~6*（20-220mm），不锈钢，灭菌螺钉直径（mm）Φ1.5\$<br>Φ1.5~6*（20-220mm），不锈 | 螺纹型  | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT00959 | 螺纹型骨牵引针 | Φ1.5~6*（20-220mm），不锈钢，灭菌螺钉直径（mm）Φ1.5\$<br>Φ1.5~6*（20-220mm），不锈 | 螺纹型  | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT00960 | 螺纹型骨牵引针 | Φ1.5~6*（20-220mm），不锈钢，灭菌螺钉直径（mm）Φ1.5\$<br>Φ1.5~6*（20-220mm），不锈 | 螺纹型  | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT00961 | 螺纹型骨牵引针 | Φ1.5~6*（20-220mm），钛合金，灭菌螺钉直径（mm）Φ1.5\$<br>Φ1.5~6*（20-220mm），钛合 | 螺纹型  | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT00962 | 螺纹型骨牵引针 | Φ1.5~6*（20-220mm），不锈钢，非灭菌螺钉直径（mm）1.5\$<br>Φ1.5~6*（20-220mm），不锈 | 螺纹型  | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT00963 | 螺纹型骨牵引针 | Φ1.5~6*（20-220mm），不锈钢，非灭菌螺钉直径（mm）1.5\$<br>Φ1.5~6*（20-220mm），不锈 | 螺纹型  | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT00964 | 螺纹型骨牵引针 | Φ1.5~6*（20-220mm），不锈钢，非灭菌螺钉直径（mm）1.5\$<br>Φ1.5~6*（20-220mm），不锈 | 螺纹型  | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT00965 | 螺纹型骨牵引针 | Φ1.5~6*（20-220mm），不锈钢，非灭菌螺钉直径（mm）1.5\$<br>Φ1.5~6*（20-220mm），不锈 | 螺纹型  | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT00966 | 螺纹型骨牵引针 | Φ1.5~6*（20-220mm），不锈钢，非灭菌螺钉直径（mm）1.5\$<br>Φ1.5~6*（20-220mm），不锈 | 螺纹型  | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT00967 | 螺纹型骨牵引针 | Φ1.5~6*（20-220mm），不锈钢，非灭菌螺钉直径（mm）1.5\$<br>Φ1.5~6*（20-220mm），不锈 | 螺纹型  | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT00968 | 螺纹型骨牵引针 | Φ1.5~6*（20-220mm），不锈钢，非灭菌螺钉直径（mm）1.5\$<br>Φ1.5~6*（20-220mm），不锈 | 螺纹型  | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT00969 | 螺纹型骨牵引针 | Φ1.5~6*（20-220mm），不锈钢，非灭菌螺钉直径（mm）1.5\$<br>Φ1.5~6*（20-220mm），不锈 | 螺纹型  | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格                                                                       | 产品型号                                                    | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT00970 | 螺纹型骨牵引针       | Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈<br>钢，非灭菌螺钉直径（mm）1.5\$<br>Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈       | 螺纹型                                                     | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT00971 | 螺纹型骨牵引针       | Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈<br>钢，非灭菌螺钉直径（mm）1.5\$<br>Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈       | 螺纹型                                                     | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT00972 | 螺纹型骨牵引针       | Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈<br>钢，非灭菌螺钉直径（mm）1.5\$<br>Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈       | 螺纹型                                                     | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT00973 | 螺纹型骨牵引针       | Φ 1.5~6*（20-220mm），钛合<br>金，非灭菌螺钉直径（mm）1.5\$<br>Φ 1.5~6*（20-220mm），钛合       | 螺纹型                                                     | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT01058 | 外固定器          | Φ（20~32）*（140~300）                                                         | WGDZa                                                   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01059 | 外固定器          | Φ（8~16）*（100~250）                                                          | WGDZb                                                   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01060 | 外固定器          | Φ（6~16）*（50~200）                                                           | WGDZc                                                   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01061 | 外固定器          | Φ（20~32）*（140~300）                                                         | WGDx                                                    | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01062 | 外固定器          | Φ（20~32）*（120~280）                                                         | WGDT                                                    | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01232 | KW3系列杆-杆固定夹   | 3mm-3mm                                                                    | KW3M-Y010                                               | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01233 | KW3系列杆-杆固定夹   | 3mm-3mm                                                                    | KW3M-Y010                                               | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01234 | KW3系列连接杆（碳纤维） | 3mm长度30mm\$3mm长度40mm\$3mm<br>长度50mm\$3mm长度60mm\$3mm长度<br>70mm \$3mm长度100mm | KW3-T030\$KW3-T040\$KW3-T050\$KW3-T060\$KW3-T070\$KW3P- | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格                                                               | 产品型号                                                     | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT01235 | KW3系列连接杆（碳纤维） | 3mm长度30mm\$3mm长度40mm\$3mm长度50mm\$3mm长度60mm\$3mm长度70mm \$3mm长度100mm | KW3—T030\$KW3—T040\$KW3—T050\$KW3—T060\$KW3—T070\$KW3P—  | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01236 | KW3系列双针-杆固定夹  | 2mm-3mm                                                            | KW3M—Y021                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01237 | KW3系列双针-杆固定夹  | 2mm-3mm                                                            | KW3M—Y021                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01238 | KW3系列针-杆固定夹   | 2mm-3mm                                                            | KW3M—Y020                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01239 | 杆-杆固定夹        | 3mm-3mm                                                            | KW3M-Y010                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01242 | 连接杆（碳纤维）      | 50mm\$70mm\$90mm\$110mm\$130mm                                     | KW3P—T50\$ KW3P—T70\$ KW3P—T90\$ KW3P—T110\$ KW3P—T130\$ | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01243 | 双针-杆固定夹       | 2mm-3mm                                                            | KW3M—Y021                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01244 | KW3系列杆-杆固定夹   | 3mm-3mm                                                            | KW3-Y010                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01245 | KW3系列杆-杆固定夹   | 3mm-3mm                                                            | KW3-Y010                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01246 | KW3系列连接杆（碳纤维） | 3mm长度30mm\$3mm长度40mm\$3mm长度50mm\$3mm长度60mm\$3mm长度100mm             | KW3—T030\$KW3—T040\$KW3—T050\$KW3—T060\$KW3—T070\$KW3P—  | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01247 | KW3系列连接杆（碳纤维） | 3mm长度30mm\$3mm长度40mm\$3mm长度50mm\$3mm长度60mm\$3mm长度100mm             | KW3—T030\$KW3—T040\$KW3—T050\$KW3—T060\$KW3—T070\$KW3P—  | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01248 | KW3系列针-杆固定夹   | 2mm-3mm                                                            | KW3-Y020                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                           | 产品型号                                                     | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT01249 | KW3系列针-杆固定夹 | 2mm-3mm                        | KW3-Y020                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01250 | 杆-杆固定夹      | 3mm-3mm                        | KW3M-Y010                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01253 | 连接杆（碳纤维）    | 50mm\$70mm\$90mm\$110mm\$130mm | KW3P-T50\$ KW3P-T70\$ KW3P-T90\$ KW3P-T110\$ KW3P-T130\$ | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01254 | 针-杆固定夹      | 2mm-3mm                        | KW3M-Y020                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01255 | 30° 支柱      | 8mm                            | KW8M-Z030                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01256 | 30° 支柱      | 8mm                            | KW8M-Z030                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01257 | 30° 支柱      | 8mm                            | KW8M-Z030                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01258 | 5孔钢针固定夹     | 8mm-5孔                         | KW8M-J050                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01259 | 5孔钢针固定夹     | 8mm-5孔                         | KW8M-J050                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01260 | 5孔钢针固定夹     | 8mm-5孔                         | KW8M-J050                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01261 | 杆-杆固定夹      | 8mm-8mm                        | KW8-Y010                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01262 | 杆-杆固定夹      | 8mm-8mm                        | KW8-Y010                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                              | 产品型号                                                   | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT01263 | 杆-杆固定夹           | 8mm-8mm                                                           | KW8M-Y010                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01266 | 连接杆（铝合金）         | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                          | KW8M-L150\$ KW8M-L200\$ KW8M-L250\$ KW8M-L300\$ KW8M-L | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01267 | 铝合金连接杆           | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M-L150\$KW8M-L200\$KW8M-L250\$KW8M-L300\$KW8M-L     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01268 | 铝合金连接杆           | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M-L150\$KW8M-L200\$KW8M-L250\$KW8M-L300\$KW8M-L     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01269 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M-Z030                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01270 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M-Z030                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01271 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M-Z030                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01272 | 5孔钢针固定夹（PEEK）    | 8mm-5孔                                                            | KW8P-J050                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01273 | 5孔钢针固定夹（PEEK普通型） | 5mm-5mm                                                           | KW8P-J050                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01274 | 5孔钢针固定夹（PEEK普通型） | 5mm-5mm                                                           | KW8P-J050                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01275 | 杆杆固定夹（PEEK）      | 8mm-8mm                                                           | KW8P-Y010                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01276 | 杆杆固定夹（PEEK）      | 8mm-8mm                                                           | KW8P-Y010                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称         | 产品规格                                                              | 产品型号                                                  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT01277 | 杆-杆固定夹（PEEK） | 8mm-8mm                                                           | KW8P-Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01280 | 连接杆（碳纤维）     | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                          | KW8P-T150\$ KW8P-T200\$ KW8P-T250\$ KW8P-T300\$ KW8P- | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01281 | 碳纤维连接杆       | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8P-T150\$KW8P-T200\$KW8P-T250\$KW8P-T300\$KW8P-     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01282 | 碳纤维连接杆       | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8P-T150\$KW8P-T200\$KW8P-T250\$KW8P-T300\$KW8P-     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01283 | 30° 支柱       | 8mm                                                               | KW8M-Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01284 | 30° 支柱       | 8mm                                                               | KW8M-Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01285 | 30° 支柱       | 8mm                                                               | KW8M-Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01286 | 5孔钢针固定夹      | 8mm-5孔                                                            | KW8M-J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01287 | 5孔钢针固定夹      | 8mm-5孔                                                            | KW8M-J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01288 | 5孔钢针固定夹      | 8mm-5孔                                                            | KW8M-J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01289 | 杆-杆固定夹       | 8mm-8mm                                                           | KW8-Y010                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01290 | 杆-杆固定夹       | 8mm-8mm                                                           | KW8-Y010                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                              | 产品型号                                                  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT01291 | 杆-杆固定夹           | 8mm-8mm                                                           | KW8M-Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01294 | 连接杆（不锈钢）         | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                          | KW8M-G150\$ KW8M-G200\$ KW8M-G250\$ KW8M-G300\$ KW8M- | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01295 | 铝合金连接杆           | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M-L150\$KW8M-L200\$KW8M-L250\$KW8M-L300\$KW8M-     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01296 | 铝合金连接杆           | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M-L150\$KW8M-L200\$KW8M-L250\$KW8M-L300\$KW8M-     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01297 | 针-杆固定夹           | 8mm-5mm / 4mm                                                     | KW8M-Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01298 | 针-杆固定夹           | 8mm-5mm / 4mm                                                     | KW8M-Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01299 | 针-杆固定夹           | 8mm-5mm / 4mm                                                     | KW8M-Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01300 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M-Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01301 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M-Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01302 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M-Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01303 | 5孔钢针固定夹（PEEK）    | 8mm-5孔                                                            | KW8P-J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01304 | 5孔钢针固定夹（PEEK普通型） | 5mm-5mm                                                           | KW8P-J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |



| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                              | 产品型号                                                  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT01305 | 5孔钢针固定夹（PEEK普通型） | 5mm-5mm                                                           | KW8P-J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01306 | 杆杆固定夹（PEEK）      | 8mm-8mm                                                           | KW8P-Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01307 | 杆杆固定夹（PEEK）      | 8mm-8mm                                                           | KW8P-Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01308 | 杆-杆固定夹（PEEK）     | 8mm-8mm                                                           | KW8P-Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01311 | 连接杆（碳纤维）         | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                          | KW8P-T150\$ KW8P-T200\$ KW8P-T250\$ KW8P-T300\$ KW8P- | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01312 | 碳纤维连接杆           | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8P-T150\$KW8P-T200\$KW8P-T250\$KW8P-T300\$KW8P-     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01313 | 碳纤维连接杆           | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8P-T150\$KW8P-T200\$KW8P-T250\$KW8P-T300\$KW8P-     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01314 | 针杆固定夹（PEEK）      | 8mm                                                               | KW8P-Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01315 | 针杆固定夹（PEEK）      | 8mm                                                               | KW8P-Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01316 | 针-杆固定夹（PEEK）     | 8mm-8mm                                                           | KW8P-Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01317 | 杆-杆固定夹           | 8mm-8mm                                                           | KW8M-Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01318 | 杆-杆固定夹           | 8mm-8mm                                                           | KW8M-Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称         | 产品规格                                                              | 产品型号                                                  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT01319 | 杆—杆固定夹       | 8mm—8mm                                                           | KW8M—Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01322 | 连接杆（铝合金）     | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                          | KW8M—L150\$ KW8M—L200\$ KW8M—L250\$ KW8M—L300\$ KW8M— | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01323 | 铝合金连接杆       | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M—L150\$KW8M—L200\$KW8M—L250\$KW8M—L300\$KW8M—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01324 | 铝合金连接杆       | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M—L150\$KW8M—L200\$KW8M—L250\$KW8M—L300\$KW8M—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01325 | 针—杆固定夹       | 8mm—5mm / 4mm                                                     | KW8M—Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01326 | 针—杆固定夹       | 8mm—5mm / 4mm                                                     | KW8M—Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01327 | 针—杆固定夹       | 8mm—5mm / 4mm                                                     | KW8M—Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01328 | 杆杆固定夹（PEEK）  | 8mm—8mm                                                           | KW8P—Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01329 | 杆杆固定夹（PEEK）  | 8mm—8mm                                                           | KW8P—Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01330 | 杆—杆固定夹（PEEK） | 8mm—8mm                                                           | KW8P—Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01333 | 连接杆（碳纤维）     | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                          | KW8P—T150\$ KW8P—T200\$ KW8P—T250\$ KW8P—T300\$ KW8P— | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01334 | 碳纤维连接杆       | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8P—T150\$KW8P—T200\$KW8P—T250\$KW8P—T300\$KW8P—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称         | 产品规格                                                              | 产品型号                                              | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT01335 | 碳纤维连接杆       | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8P—T150\$KW8P—T200\$KW8P—T250\$KW8P—T300\$KW8P— | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01336 | 针杆固定夹（PEEK）  | 8mm                                                               | KW8P—Y020                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01337 | 针杆固定夹（PEEK）  | 8mm                                                               | KW8P—Y020                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01338 | 针-杆固定夹（PEEK） | 8mm-8mm                                                           | KW8P—Y020                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01339 | 30° 支柱       | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01340 | 30° 支柱       | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01341 | 30° 支柱       | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01342 | 5孔钢针固定夹      | 8mm—5孔                                                            | KW8M—J050                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01343 | 5孔钢针固定夹      | 8mm—5孔                                                            | KW8M—J050                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01344 | 5孔钢针固定夹      | 8mm-5孔                                                            | KW8M-J050                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01345 | 杆-杆固定夹       | 8mm-8mm                                                           | KW8M-Y010                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01346 | 杆—杆固定夹       | 8mm—8mm                                                           | KW8M—Y010                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                              | 产品型号                                                  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT01347 | 杆—杆固定夹           | 8mm—8mm                                                           | KW8M—Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01350 | 连接杆（铝合金）         | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                          | KW8M—L150\$ KW8M—L200\$ KW8M—L250\$ KW8M—L300\$ KW8M— | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01351 | 铝合金连接杆           | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M—L150\$KW8M—L200\$KW8M—L250\$KW8M—L300\$KW8M—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01352 | 铝合金连接杆           | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M—L150\$KW8M—L200\$KW8M—L250\$KW8M—L300\$KW8M—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01353 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01354 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01355 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01356 | 5孔钢针固定夹（PEEK）    | 8mm—5孔                                                            | KW8P—J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01357 | 5孔钢针固定夹（PEEK普通型） | 5mm—5mm                                                           | KW8P—J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01358 | 5孔钢针固定夹（PEEK普通型） | 5mm—5mm                                                           | KW8P—J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01359 | 杆杆固定夹（PEEK）      | 8mm—8mm                                                           | KW8P—Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01360 | 杆杆固定夹（PEEK）      | 8mm—8mm                                                           | KW8P—Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称         | 产品规格                                                              | 产品型号                                                  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT01361 | 杆-杆固定夹（PEEK） | 8mm-8mm                                                           | KW8P-Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01364 | 连接杆（碳纤维）     | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                          | KW8P-T150\$ KW8P-T200\$ KW8P-T250\$ KW8P-T300\$ KW8P- | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01365 | 碳纤维连接杆       | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8P-T150\$KW8P-T200\$KW8P-T250\$KW8P-T300\$KW8P-     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01366 | 碳纤维连接杆       | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8P-T150\$KW8P-T200\$KW8P-T250\$KW8P-T300\$KW8P-     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01367 | 30° 支柱       | 8mm                                                               | KW8M-Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01368 | 30° 支柱       | 8mm                                                               | KW8M-Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01369 | 30° 支柱       | 8mm                                                               | KW8M-Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01370 | 5孔钢针固定夹      | 8mm-5孔                                                            | KW8M-J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01371 | 5孔钢针固定夹      | 8mm-5孔                                                            | KW8M-J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01372 | 5孔钢针固定夹      | 8mm-5孔                                                            | KW8M-J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01373 | 杆-杆固定夹       | 8mm-8mm                                                           | KW8M-Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01374 | 杆-杆固定夹       | 8mm-8mm                                                           | KW8M-Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称     | 产品规格                                                              | 产品型号                                                  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT01375 | 杆—杆固定夹   | 5mm—5mm                                                           | KW5M—Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01378 | 连接杆（铝合金） | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                          | KW8M—L150\$ KW8M—L200\$ KW8M—L250\$ KW8M—L300\$ KW8M— | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01379 | 铝合金连接杆   | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M—L150\$KW8M—L200\$KW8M—L250\$KW8M—L300\$KW8M—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01380 | 铝合金连接杆   | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M—L150\$KW8M—L200\$KW8M—L250\$KW8M—L300\$KW8M—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01381 | 杆-杆固定夹   | 8mm—8mm                                                           | KW8M—Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01382 | 杆—杆固定夹   | 8mm—8mm                                                           | KW8M—Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01383 | 杆—杆固定夹   | 8mm—8mm                                                           | KW8M—Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01386 | 连接杆（铝合金） | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                          | KW8M—L150\$ KW8M—L200\$ KW8M—L250\$ KW8M—L300\$ KW8M— | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01387 | 铝合金连接杆   | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M—L150\$KW8M—L200\$KW8M—L250\$KW8M—L300\$KW8M—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01388 | 铝合金连接杆   | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M—L150\$KW8M—L200\$KW8M—L250\$KW8M—L300\$KW8M—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01389 | 针—杆固定夹   | 8mm—5mm / 4mm                                                     | KW8M—Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01390 | 针—杆固定夹   | 8mm—5mm / 4mm                                                     | KW8M—Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称         | 产品规格                                                              | 产品型号                                                  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT01391 | 针-杆固定夹       | 8mm-5mm / 4mm                                                     | KW8M-Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01392 | 杆杆固定夹（PEEK）  | 8mm-8mm                                                           | KW8P-Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01393 | 杆杆固定夹（PEEK）  | 8mm-8mm                                                           | KW8P-Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01394 | 杆-杆固定夹（PEEK） | 8mm-8mm                                                           | KW8P-Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01397 | 连接杆（碳纤维）     | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                          | KW8P-T150\$ KW8P-T200\$ KW8P-T250\$ KW8P-T300\$ KW8P- | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01398 | 碳纤维连接杆       | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8P-T150\$KW8P-T200\$KW8P-T250\$KW8P-T300\$KW8P-     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01399 | 碳纤维连接杆       | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8P-T150\$KW8P-T200\$KW8P-T250\$KW8P-T300\$KW8P-     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01400 | 针杆固定夹（PEEK）  | 8mm                                                               | KW8P-Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01401 | 针杆固定夹（PEEK）  | 8mm                                                               | KW8P-Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01402 | 针-杆固定夹（PEEK） | 8mm-8mm                                                           | KW8P-Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01405 | 踝关节活动器       | 8mm-8mm                                                           | KW8M-K030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01406 | 踝关节活动器       | 8mm-8mm                                                           | KW8M-K030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称    | 产品规格          | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------|---------------|-----------|--------------|------|
| QQT01407 | 踝关节活动器  | 8mm-8mm       | KW8M-K030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01408 | 针-杆固定夹  | 8mm-5mm / 4mm | KW8M-Y020 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01409 | 针-杆固定夹  | 8mm-5mm / 4mm | KW8M-Y020 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01410 | 针-杆固定夹  | 8mm-5mm / 4mm | KW8M-Y020 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01411 | 30° 支柱  | 8mm           | KW8M-Z030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01412 | 30° 支柱  | 8mm           | KW8M-Z030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01413 | 30° 支柱  | 8mm           | KW8M-Z030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01414 | 5孔钢针固定夹 | 8mm-5孔        | KW8M-J050 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01415 | 5孔钢针固定夹 | 8mm-5孔        | KW8M-J050 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01416 | 5孔钢针固定夹 | 8mm-5孔        | KW8M-J050 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01417 | 杆-杆固定夹  | 8mm-8mm       | KW8M-Y010 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01418 | 杆-杆固定夹  | 8mm-8mm       | KW8M-Y010 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |



| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                              | 产品型号                                                  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT01419 | 杆—杆固定夹           | 8mm—8mm                                                           | KW8M—Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01422 | 连接杆（铝合金）         | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                          | KW8M—L150\$ KW8M—L200\$ KW8M—L250\$ KW8M—L300\$ KW8M— | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01423 | 铝合金连接杆           | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M—L150\$KW8M—L200\$KW8M—L250\$KW8M—L300\$KW8M—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01424 | 铝合金连接杆           | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M—L150\$KW8M—L200\$KW8M—L250\$KW8M—L300\$KW8M—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01425 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01426 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01427 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01428 | 5孔钢针固定夹（PEEK）    | 8mm—5孔                                                            | KW8P—J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01429 | 5孔钢针固定夹（PEEK普通型） | 5mm—5mm                                                           | KW8P—J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01430 | 5孔钢针固定夹（PEEK普通型） | 5mm—5mm                                                           | KW8P—J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01431 | 杆杆固定夹（PEEK）      | 8mm—8mm                                                           | KW8P—Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01432 | 杆杆固定夹（PEEK）      | 8mm—8mm                                                           | KW8P—Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称         | 产品规格                                                              | 产品型号                                                  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT01433 | 杆-杆固定夹（PEEK） | 8mm-8mm                                                           | KW8P-Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01436 | 连接杆（碳纤维）     | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                          | KW8P-T150\$ KW8P-T200\$ KW8P-T250\$ KW8P-T300\$ KW8P- | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01437 | 碳纤维连接杆       | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8P-T150\$KW8P-T200\$KW8P-T250\$KW8P-T300\$KW8P-     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01438 | 碳纤维连接杆       | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8P-T150\$KW8P-T200\$KW8P-T250\$KW8P-T300\$KW8P-     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01518 | 30° 支柱       | 8mm-8mm                                                           | KW8-Z030                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01519 | 30° 支柱       | 8mm-8mm                                                           | KW8-Z030                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01520 | 30° 支柱       | 8mm-8mm                                                           | KW8-Z030                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01521 | 30° 支柱       | 5mm                                                               | KW5-Z030                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01522 | 30° 支柱       | 5mm                                                               | KW5-Z030                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01523 | 30° 支柱       | 8mm-8mm                                                           | KW8-Z030                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01524 | 30° 支柱       | 8mm-8mm                                                           | KW8-Z030                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01525 | 30° 支柱       | 8mm-8mm                                                           | KW8-Z030                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称  | 产品规格          | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------|---------------|----------|--------------|------|
| QQT01530 | 3mm骨针 | 3mm（长度为80mm）  | KW5-I003 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01531 | 3mm骨针 | 3mm（长度为80mm）  | KW5-I003 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01532 | 3mm骨针 | 3mm（长度为80mm）  | KW5-I003 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01533 | 3mm骨针 | 3mm（长度为80mm）  | KW5-I003 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01534 | 3mm骨针 | 3mm（长度为80mm）  | KW5-I003 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01535 | 4mm骨针 | 4mm（长度为120mm） | KW5-I004 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01536 | 4mm骨针 | 4mm（长度为120mm） | KW5-I004 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01537 | 4mm骨针 | 4mm（长度为120mm） | KW5-I004 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01538 | 4mm骨针 | 4mm（长度为120mm） | KW5-I004 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01539 | 4mm骨针 | 4mm（长度为120mm） | KW5-I004 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01540 | 4mm骨针 | 4mm（长度为120mm） | KW5-I004 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01541 | 4mm骨针 | 4mm（长度为120mm） | KW5-I004 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------|------------------------------|------------------------------|--------------|------|
| QQT01542 | 4mm骨针   | 4mm（长度为120mm）                | KW5-I004                     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01543 | 4mm骨针   | 4mm（长度为120mm）                | KW5-I004                     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01544 | 4mm骨针   | 4mm（长度为120mm）                | KW5-I004                     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01545 | 4mm骨针   | 4mm（长度为120mm）                | KW5-I004                     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01546 | 4mm骨针   | 4mm（长度为120mm）                | KW5-I004                     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01547 | 4孔钢针固定夹 | 5mm-4孔                       | KW5-J040                     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01548 | 4孔钢针固定夹 | 5mm-4孔                       | KW5-J040                     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01549 | 4孔钢针固定夹 | 4mm                          | KW5-J040P                    | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01550 | 5mm骨针   | 5mm（长度为150mm）\$5mm（长度为200mm） | KW8-H010\$KW8-H020\$KW8-H030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01551 | 5mm骨针   | 5mm（长度为150mm）\$5mm（长度为200mm） | KW8-H010\$KW8-H020\$KW8-H030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01552 | 5mm骨针   | 5mm（长度为150mm）\$5mm（长度为200mm） | KW8-H010\$KW8-H020\$KW8-H030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01553 | 5mm骨针   | 5mm（长度为150mm）\$5mm（长度为200mm） | KW8-H010\$KW8-H020\$KW8-H030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称    | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------|------------------------------|------------------------------|--------------|------|
| QQT01554 | 5mm骨针   | 5mm（长度为150mm）\$5mm（长度为200mm） | KW8-H010\$KW8-H020\$KW8-H030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01555 | 5mm骨针   | 5mm（长度为150mm）\$5mm（长度为200mm） | KW8-H010\$KW8-H020\$KW8-H030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01556 | 5mm骨针   | 5mm（长度为150mm）\$5mm（长度为200mm） | KW8-H010\$KW8-H020\$KW8-H030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01557 | 5mm骨针   | 5mm（长度为150mm）\$5mm（长度为200mm） | KW8-H010\$KW8-H020\$KW8-H030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01558 | 5mm骨针   | 5mm（长度为150mm）\$5mm（长度为200mm） | KW8-H010\$KW8-H020\$KW8-H030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01559 | 5mm骨针   | 5mm（长度为150mm）\$5mm（长度为200mm） | KW8-H010\$KW8-H020\$KW8-H030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01560 | 5mm骨针   | 5mm（长度为150mm）\$5mm（长度为200mm） | KW8-H010\$KW8-H020\$KW8-H030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01561 | 5mm骨针   | 5mm（长度为150mm）\$5mm（长度为200mm） | KW8-H010\$KW8-H020\$KW8-H030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01562 | 5mm骨针   | 5mm（长度为150mm）\$5mm（长度为200mm） | KW8-H010\$KW8-H020\$KW8-H030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01563 | 5孔钢针固定夹 | 8mm-5孔                       | KW8-J050                     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01564 | 5孔钢针固定夹 | 8mm-5孔                       | KW8-J050                     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01565 | 5孔钢针固定夹 | 8mm-5孔                       | KW8-J050                     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称              | 产品规格                                                   | 产品型号                                                    | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT01566 | 5孔钢针固定夹           | 8mm-5孔                                                 | KW8-J050                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司    |      |
| QQT01567 | 5孔钢针固定夹           | 8mm-5孔                                                 | KW8-J050                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司    |      |
| QQT01568 | 5孔钢针固定夹           | 8mm-5孔                                                 | KW8-J050                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司    |      |
| QQT01569 | 5孔钢针固定夹           | 8mm-5孔                                                 | KW8-J050                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司    |      |
| QQT01570 | 5孔钢针固定夹           | 8mm-5孔                                                 | KW8-J050                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司    |      |
| QQT01571 | 5孔钢针固定夹（PEEK骨盆专用） | 5mm-5mm                                                | KW8-J051P                                               | 武汉康斯泰德科技有限公司    |      |
| QQT01572 | 5孔钢针固定夹（PEEK普通型）  | 5mm-5mm                                                | KW8-J050P                                               | 武汉康斯泰德科技有限公司    |      |
| QQT01573 | A0 半环X线碳纤维棒       | 直径11mm                                                 | 394. 79                                                 | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| QQT01583 | KW3系列杆-杆固定夹       | 3mm-3mm                                                | KW3-Y010                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司    |      |
| QQT01584 | KW3系列连接杆（碳纤维）     | 3mm长度30mm\$3mm长度40mm\$3mm长度50mm\$3mm长度60mm\$3mm长度100mm | KW3-T030\$KW3-T040\$KW3-T050\$KW3-T060\$KW3-T070\$KW3P- | 武汉康斯泰德科技有限公司    |      |
| QQT01585 | KW3系列连接杆（碳纤维）     | 3mm长度30mm\$3mm长度40mm\$3mm长度50mm\$3mm长度60mm\$3mm长度100mm | KW3-T030\$KW3-T040\$KW3-T050\$KW3-T060\$KW3-T070\$KW3P- | 武汉康斯泰德科技有限公司    |      |
| QQT01586 | KW3系列双针-杆固定夹      | 2mm-3mm                                                | KW3-Y021                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司    |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                      | 产品型号                                               | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT01587 | KW3系列针-杆固定夹 | 2mm-3mm                                                   | KW3-Y020                                           | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01588 | KW3系列针-杆固定夹 | 2mm-3mm                                                   | KW3-Y020                                           | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01589 | KW8系列动力加压臂  | 5mm                                                       | KW8-D030                                           | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01643 | 半环框         | 8mm小号\$8mm中号\$8mm大号                                       | KW8-H010\$KW8-H020\$KW8-H030                       | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01644 | 不锈钢连接杆      | 5mm长度80mm\$5mm长度100mm\$5mm长度150mm\$5mm长度200mm\$5mm长度250mm | KW5-G080\$KW5-G100\$KW5-G150\$KW5-G200\$KW5-G250\$ | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01645 | 不锈钢连接杆      | 5mm长度80mm\$5mm长度100mm\$5mm长度150mm\$5mm长度200mm\$5mm长度250mm | KW5-G080\$KW5-G100\$KW5-G150\$KW5-G200\$KW5-G250\$ | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01652 | 杆-杆固定夹      | 8mm—8mm                                                   | KW8-Y010                                           | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01653 | 杆-杆固定夹      | 8mm—8mm                                                   | KW8-Y010                                           | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01654 | 杆-杆固定夹      | 8mm—8mm                                                   | KW8-Y010                                           | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01655 | 杆-杆固定夹      | 8mm—8mm                                                   | KW8-Y010                                           | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01656 | 杆-杆固定夹      | 8mm—8mm                                                   | KW8-Y010                                           | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01657 | 杆-杆固定夹      | 5mm-5mm                                                   | KW5-Y010                                           | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                            | 产品型号               | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|---------------------------------|--------------------|--------------|------|
| QQT01658 | 杆-杆固定夹      | 5mm-5mm                         | KW5-Y010           | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01659 | 杆-杆固定夹      | 5mm-5mm                         | KW5-Y010           | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01660 | 杆-杆固定夹      | 8mm-8mm                         | KW8-Y010           | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01661 | 杆-杆固定夹      | 8mm-8mm                         | KW8-Y010           | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01662 | 杆-杆固定夹      | 8mm-8mm                         | KW8-Y010           | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01663 | 杆-杆固定夹      | 8mm-8mm                         | KW8-Y010           | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01670 | 杆杆固定夹（PEEK） | 8mm-8mm                         | KW8-Y010P          | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01671 | 杆杆固定夹（PEEK） | 5mm-5mm                         | KW5-Y010P          | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01680 | 踝关节活动器      | 8mm-8mm                         | KW8-K030           | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01693 | 近关节固定夹      | 5mm-4孔                          | KW5-J140           | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01694 | 可调节连接杆      | 8mm（可调节范围60mm）\$8mm（可调节范围100mm） | KW8-D060\$KW8-D100 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01695 | 可调节连接杆      | 8mm（可调节范围60mm）\$8mm（可调节范围100mm） | KW8-D060\$KW8-D100 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |



| 流水号      | 产品名称   | 产品规格                                                              | 产品型号                                                   | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT01701 | 铝合金链接杆 | 长度150mm\$长度200mm\$长度250mm\$长度300mm\$长度350mm\$长度400m               | KW8-L150\$KW8-L200\$KW8-L250\$KW8-L300\$KW8-L350\$KW8- | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01702 | 铝合金链接杆 | 长度150mm\$长度200mm\$长度250mm\$长度300mm\$长度350mm\$长度400m               | KW8-L150\$KW8-L200\$KW8-L250\$KW8-L300\$KW8-L350\$KW8- | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01703 | 铝合金链接杆 | 长度150mm\$长度200mm\$长度250mm\$长度300mm\$长度350mm\$长度400m               | KW8-L150\$KW8-L200\$KW8-L250\$KW8-L300\$KW8-L350\$KW8- | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01704 | 铝合金链接杆 | 长度150mm\$长度200mm\$长度250mm\$长度300mm\$长度350mm\$长度400m               | KW8-L150\$KW8-L200\$KW8-L250\$KW8-L300\$KW8-L350\$KW8- | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01705 | 铝合金链接杆 | 长度150mm\$长度200mm\$长度250mm\$长度300mm\$长度350mm\$长度400m               | KW8-L150\$KW8-L200\$KW8-L250\$KW8-L300\$KW8-L350\$KW8- | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01706 | 铝合金链接杆 | 长度150mm\$长度200mm\$长度250mm\$长度300mm\$长度350mm\$长度400m               | KW8-L150\$KW8-L200\$KW8-L250\$KW8-L300\$KW8-L350\$KW8- | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01707 | 铝合金链接杆 | 长度150mm\$长度200mm\$长度250mm\$长度300mm\$长度350mm\$长度400m               | KW8-L150\$KW8-L200\$KW8-L250\$KW8-L300\$KW8-L350\$KW8- | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01708 | 铝合金链接杆 | 长度150mm\$长度200mm\$长度250mm\$长度300mm\$长度350mm\$长度400m               | KW8-L150\$KW8-L200\$KW8-L250\$KW8-L300\$KW8-L350\$KW8- | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01720 | 碳纤维连接杆 | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | kw8-T150\$kw8-T200\$kw8-T250\$kw8-T300\$kw8-T350\$kw8- | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01721 | 碳纤维连接杆 | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | kw8-T150\$kw8-T200\$kw8-T250\$kw8-T300\$kw8-T350\$kw8- | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01722 | 碳纤维连接杆 | 5mm长度80mm\$5mm长度100mm\$5mm长度150mm\$5mm长度200mm\$5mm长度250mm         | KW5-T080\$KW5-T100\$KW5-T150\$KW5-T200\$KW5-T250\$     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01725 | 腕关节活动器 | 5mm-5mm                                                           | KW5-K030                                               | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称                   | 产品规格                                                              | 产品型号                                                        | 生产企业                  | 挂网企业 |
|----------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------|
| QQT01726 | 腕关节外固定支架（商品名：Wristore） | 00-4600-001-00                                                    | 00-4600-001-00                                              | 美国Zimmer Inc.（美国捷迈公司） |      |
| QQT01727 | 网状碳纤维连接杆               | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8-MT150\$KW8-MT200\$KW8-MT250\$KW8-MT300\$KW8-MT350\$KW8- | 武汉康斯泰德科技有限公司          |      |
| QQT01728 | 网状碳纤维连接杆               | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8-MT150\$KW8-MT200\$KW8-MT250\$KW8-MT300\$KW8-MT350\$KW8- | 武汉康斯泰德科技有限公司          |      |
| QQT01729 | 网状碳纤维连接杆               | 5mm选择规格为:80\$5mm选择规格为100\$5mm选择规格为120\$5mm选择规格为150\$5mm选择规格为      | KW5-MT80\$KW5-MT120\$KW5-MT100\$KW5-MT120\$KW5-MT150\$KW5-  | 武汉康斯泰德科技有限公司          |      |
| QQT01730 | 网状碳纤维连接杆               | 5mm选择规格为:80\$5mm选择规格为100\$5mm选择规格为120\$5mm选择规格为150\$5mm选择规格为      | KW5-MT80\$KW5-MT120\$KW5-MT100\$KW5-MT120\$KW5-MT150\$KW5-  | 武汉康斯泰德科技有限公司          |      |
| QQT01731 | 膝关节活动器（右）              | 8mm-8mm                                                           | KW8-K020                                                    | 武汉康斯泰德科技有限公司          |      |
| QQT01732 | 膝关节活动器（左）              | 8mm-8mm                                                           | KW8-K010                                                    | 武汉康斯泰德科技有限公司          |      |
| QQT01737 | 针-杆固定夹                 | 8mm-5mm / 4mm                                                     | KW8-Y020                                                    | 武汉康斯泰德科技有限公司          |      |
| QQT01738 | 针-杆固定夹                 | 8mm-5mm / 4mm                                                     | KW8-Y020                                                    | 武汉康斯泰德科技有限公司          |      |
| QQT01739 | 针-杆固定夹                 | 8mm-5mm / 4mm                                                     | KW8-Y020                                                    | 武汉康斯泰德科技有限公司          |      |
| QQT01740 | 针-杆固定夹                 | 8mm-5mm / 4mm                                                     | KW8-Y020                                                    | 武汉康斯泰德科技有限公司          |      |
| QQT01741 | 针-杆固定夹                 | 8mm-5mm / 4mm                                                     | KW8-Y020                                                    | 武汉康斯泰德科技有限公司          |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格          | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------|---------------|-----------|--------------|------|
| QQT01742 | 针-杆固定夹      | 8mm-5mm / 4mm | KW8-Y020  | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01743 | 针-杆固定夹      | 8mm-5mm / 4mm | KW8-Y020  | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01744 | 针-杆固定夹      | 5mm-4mm / 3mm | KW8-Y020  | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01745 | 针-杆固定夹      | 5mm-4mm / 3mm | KW8-Y020  | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01746 | 针-杆固定夹      | 5mm-4mm / 3mm | KW8-Y020  | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01747 | 针-杆固定夹      | 5mm-4mm / 3mm | KW8-Y020  | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01748 | 针-杆固定夹      | 8mm-5mm / 4mm | KW8-Y020  | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01749 | 针-杆固定夹      | 5mm-4mm / 3mm | KW8-Y020  | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01750 | 针-杆固定夹      | 8mm-5mm / 4mm | KW8-Y020  | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01751 | 针-杆固定夹      | 8mm-5mm / 4mm | KW8-Y020  | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01757 | 针杆固定夹（PEEK） | 8mm           | KW8-Y020P | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01758 | 针杆固定夹（PEEK） | 5mm           | KW5-Y020P | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称     | 产品规格             | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|----------|------------------|----------|--------------|------|
| QQT01759 | 直支柱      | 8mm              | KW8-Z010 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01760 | 直支柱      | 8mm              | KW8-Z010 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01761 | 肘关节撑开活动器 | 5mm              | KW5-K010 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01762 | 肘关节撑开活动器 | 5mm              | KW5-K010 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT01780 | 30° 支柱   | Φ（4~11）*（60~400） | WGJIV08  | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01781 | 30° 支柱   | Φ（4~11）*（60~400） | WGJIV08  | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01782 | 30° 支柱   | Φ（4~11）*（60~400） | WGJIV08  | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01783 | 30° 支柱   | Φ（4~11）*（60~400） | WGJIV08  | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01784 | 30° 支柱   | Φ（4~11）*（60~400） | WGJIV08  | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01785 | 30° 支柱   | Φ（4~11）*（60~400） | WGJIV08  | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01806 | 30° 支柱   | Φ（4~11）*（60~400） | WGJIV08  | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01807 | 30° 支柱   | Φ（4~11）*（60~400） | WGJIV08  | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称   | 产品规格              | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------|-------------------|---------|--------------|------|
| QQT01808 | 30° 支柱 | Φ（4～11）*（60～400）  | WGJIV08 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01809 | 30° 支柱 | Φ（4～11）*（60～400）  | WGJIV08 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01810 | 30° 支柱 | Φ（4～11）*（60～400）  | WGJIV08 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01811 | 30° 支柱 | Φ（4～11）*（60～400）  | WGJIV08 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01812 | 30° 支柱 | Φ（4～11）*（60～400）  | WGJIV08 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01813 | 30° 支柱 | Φ（4～11）*（60～400）  | WGJIV08 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01814 | 30° 支柱 | Φ（4～11）*（60～400）  | WGJIV08 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01815 | 30° 支柱 | Φ（4～11）*（60～400）  | WGJIV08 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01816 | 30° 支柱 | Φ（4～11）*（60～400）  | WGJIV08 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT01817 | 30° 支柱 | Φ（4～11）*（60～400）  | WGJIV08 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02082 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02083 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称   | 产品规格              | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------|-------------------|---------|--------------|------|
| QQT02084 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02085 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02086 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02087 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02088 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02100 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02101 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02102 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02103 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02104 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02105 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02106 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称   | 产品规格              | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------|-------------------|---------|--------------|------|
| QQT02107 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02108 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02109 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02110 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02111 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02112 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02113 | 不锈钢连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02119 | 不锈钢连接管 | Φ（8～11）*（100～400） | WGJII04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02120 | 不锈钢连接管 | Φ（8～11）*（100～400） | WGJII04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02121 | 不锈钢连接管 | Φ（8～11）*（100～400） | WGJII04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02122 | 不锈钢连接管 | Φ（8～11）*（100～400） | WGJII04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02123 | 不锈钢连接管 | Φ（8～11）*（100～400） | WGJII04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称   | 产品规格                             | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------|----------------------------------|-----------|--------------|------|
| QQT02124 | 不锈钢连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02152 | 不锈钢连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02153 | 不锈钢连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02154 | 不锈钢连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02155 | 不锈钢连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02156 | 不锈钢连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02157 | 不锈钢连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02158 | 不锈钢连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02159 | 不锈钢连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02160 | 不锈钢连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02161 | 不锈钢连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02162 | 不锈钢连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 04 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |



| 流水号      | 产品名称   | 产品规格                        | 产品型号               | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------|-----------------------------|--------------------|--------------|------|
| QQT02163 | 不锈钢连接管 | Φ（8～11）*（100～400）           | WGJII04            | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02215 | 杆杆固定夹  | 杆杆固定夹（大、小），Φ5、Φ8的杆夹，铝合金，非灭菌 | 49401010\$49201010 | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT02274 | 杆杆夹    | Φ（4～11）*（4～11）              | WGJIV02            | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02275 | 杆杆夹    | Φ（4～11）*（4～11）              | WGJIV02            | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02276 | 杆杆夹    | Φ（4～11）*（4～11）              | WGJIV02            | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02277 | 杆杆夹    | Φ（4～11）*（4～11）              | WGJIV02            | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02278 | 杆杆夹    | Φ（4～11）*（4～11）              | WGJIV02            | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02279 | 杆杆夹    | Φ（4～11）*（4～11）              | WGJIV02            | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02280 | 杆杆夹    | Φ（4～11）*（4～11）              | WGJIV02            | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02281 | 杆杆夹    | Φ（4～11）*（4～11）              | WGJIV02            | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02282 | 杆杆夹    | Φ（4～11）*（4～11）              | WGJIV02            | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02283 | 杆杆夹    | Φ（4～11）*（4～11）              | WGJIV02            | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格           | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------|----------------|---------|--------------|------|
| QQT02284 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02285 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02298 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02299 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02300 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02301 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02302 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02303 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02304 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02305 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02306 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02307 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格           | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------|----------------|---------|--------------|------|
| QQT02308 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02309 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02310 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02311 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02312 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02313 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02314 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02315 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02316 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02317 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02318 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02319 | 杆杆夹  | Φ（4～11）*（4～11） | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称           | 产品规格                                                | 产品型号    | 生产企业          | 挂网企业 |
|----------|----------------|-----------------------------------------------------|---------|---------------|------|
| QQT02320 | 杆杆夹            | Φ（4～11）*（4～11）                                      | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT02321 | 杆杆夹            | Φ（4～11）*（4～11）                                      | WGJIV02 | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT02334 | 骨科外固定支架 半环     | 半环（大号）\$半环（中号）\$半环（小号）                              | 组合 I 型  | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |
| QQT02335 | 骨科外固定支架 多针固定夹  | 多针固定夹（大号）\$多针固定夹（小号）                                | 组合 I 型  | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |
| QQT02336 | 骨科外固定支架 杆杆固定夹  | 杆杆固定夹（大号）\$杆杆固定夹（小号）                                | 组合 I 型  | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |
| QQT02337 | 骨科外固定支架 杆杆固定夹  | 杆杆固定夹（大号）\$杆杆固定夹（小号）                                | 万向III型  | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |
| QQT02338 | 骨科外固定支架 杆杆固定夹  | 杆杆固定夹（大号）\$杆杆固定夹（小号）                                | 组合 I 型  | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |
| QQT02339 | 骨科外固定支架 铝合金连接杆 | 铝合金连接杆（直径8mm，长度100—400mm（每50mm为一规格））\$碳纤维连接杆直径8mm，  | 组合 I 型  | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |
| QQT02340 | 骨科外固定支架 铝合金连接杆 | 铝合金连接杆（直径8mm，长度100—400mm（每50mm为一规格））\$铝合金连接杆（直径     | 组合 I 型  | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |
| QQT02341 | 骨科外固定支架 碳纤维连接杆 | 碳纤维连接杆直径11mm，长度65mm\$碳纤维连接杆直径11mm，长度100mm\$碳纤维连接杆直径 | 万向III型  | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |
| QQT02342 | 骨科外固定支架 针杆固定夹  | 针杆固定夹（大号）\$针杆固定夹（小号）                                | 组合 I 型  | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |
| QQT02343 | 骨科外固定支架 针杆固定夹  | 针杆固定夹（大号）\$针杆固定夹（小号）                                | 万向III型  | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格                 | 产品型号                 | 生产企业          | 挂网企业 |
|----------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|------|
| QQT02344 | 骨科外固定支架 针杆固定夹 | 针杆固定夹（大号）\$针杆固定夹（小号） | 组合 I 型               | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |
| QQT02346 | 骨牵引针          | 4mm*80mm             | SEA-A40-080自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT02347 | 骨牵引针          | 4mm*90mm             | SEA-A40-090自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT02348 | 骨牵引针          | 4mm*100mm            | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT02349 | 骨牵引针          | 5mm*110mm            | SEA-A50-110自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT02350 | 骨牵引针          | 5mm*120mm            | SEA-A50-120自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT02351 | 骨牵引针          | 5mm*130mm            | SEA-A50-130自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT02352 | 骨牵引针          | 5mm*140mm            | SEA-A50-140自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT02353 | 骨牵引针          | 5mm*150mm            | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT02354 | 骨牵引针          | 5mm*160mm            | SEA-A50-160自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT02355 | 骨牵引针          | 5mm*170mm            | SEA-A50-170自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |
| QQT02356 | 骨牵引针          | 4mm*110mm            | SEA-A40-110自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司  |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格      | 产品型号                 | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------|-----------|----------------------|--------------|------|
| QQT02357 | 骨牵引针 | 4mm*120mm | SEA-A40-120自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02358 | 骨牵引针 | 4mm*130mm | SEA-A40-130自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02359 | 骨牵引针 | 4mm*140mm | SEA-A40-140自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02360 | 骨牵引针 | 2mm*30mm  | SEA-A20-030自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02361 | 骨牵引针 | 2mm*35mm  | SEA-A20-035自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02362 | 骨牵引针 | 2mm*40mm  | SEA-A20-040自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02363 | 骨牵引针 | 2mm*45mm  | SEA-A20-045自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02364 | 骨牵引针 | 2mm*50mm  | SEA-A20-050自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02365 | 骨牵引针 | 2mm*55mm  | SEA-A20-055自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02366 | 骨牵引针 | 5mm*180mm | SEA-A50-180自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02367 | 骨牵引针 | 5mm*190mm | SEA-A50-190自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02368 | 骨牵引针 | 5mm*200mm | SEA-A50-200自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格      | 产品型号                 | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------|-----------|----------------------|--------------|------|
| QQT02369 | 骨牵引针 | 5mm*250mm | SEA-A50-250自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02370 | 骨牵引针 | 5mm*150mm | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02371 | 骨牵引针 | 5mm*150mm | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02372 | 骨牵引针 | 5mm*150mm | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02373 | 骨牵引针 | 4mm*100mm | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02376 | 骨牵引针 | 4mm*100mm | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02377 | 骨牵引针 | 4mm*100mm | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02378 | 骨牵引针 | 4mm*100mm | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02379 | 骨牵引针 | 4mm*100mm | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02380 | 骨牵引针 | 5mm*150mm | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02381 | 骨牵引针 | 4mm*100mm | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02382 | 骨牵引针 | 5mm*150mm | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格      | 产品型号                 | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------|-----------|----------------------|--------------|------|
| QQT02383 | 骨牵引针 | 4mm*100mm | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02384 | 骨牵引针 | 5mm*150mm | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02385 | 骨牵引针 | 2mm*60mm  | SEA-A20-060自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02386 | 骨牵引针 | 4mm*100mm | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02387 | 骨牵引针 | 5mm*150mm | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02388 | 骨牵引针 | 4mm*100mm | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02389 | 骨牵引针 | 5mm*150mm | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02390 | 骨牵引针 | 5mm*150mm | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02391 | 骨牵引针 | 5mm*150mm | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02392 | 骨牵引针 | 5mm*150mm | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02393 | 骨牵引针 | 5mm*150mm | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02394 | 骨牵引针 | 5mm*150mm | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |



| 流水号      | 产品名称 | 产品规格      | 产品型号                 | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------|-----------|----------------------|--------------|------|
| QQT02395 | 骨牵引针 | 4mm*100mm | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02396 | 骨牵引针 | 4mm*100mm | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02397 | 骨牵引针 | 2mm*60mm  | SEA-A20-060自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02398 | 骨牵引针 | 4mm*100mm | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02399 | 骨牵引针 | 4mm*100mm | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02400 | 骨牵引针 | 5mm*150mm | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02401 | 骨牵引针 | 4mm*100mm | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02402 | 骨牵引针 | 4mm*100mm | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02403 | 骨牵引针 | 5mm*150mm | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02404 | 骨牵引针 | 5mm*150mm | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02405 | 骨牵引针 | 4mm*100mm | SEA-A40-100自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |
| QQT02406 | 骨牵引针 | 5mm*150mm | SEA-A50-150自钻自攻型骨牵引针 | 宁波神恩医疗科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格                                                                                          | 产品型号       | 生产企业          | 挂网企业 |
|----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|
| QQT02495 | 骨牵引针 | Φ 1.0\$ Φ 1.2\$ Φ 1.5\$ Φ 2.0\$ Φ 2.5\$ Φ 3.0\$ Φ 3.5\$ Φ 4.0\$ Φ 4.5\$ Φ 5.0\$ Φ 5.5\$ Φ 6.0 | GZGH\$GZLW | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| QQT02496 | 骨牵引针 | Φ 1.0\$ Φ 1.2\$ Φ 1.5\$ Φ 2.0\$ Φ 2.5\$ Φ 3.0\$ Φ 3.5\$ Φ 4.0\$ Φ 4.5\$ Φ 5.0\$ Φ 5.5\$ Φ 6.0 | GZGH\$GZLW | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| QQT02497 | 骨牵引针 | Φ 1.0\$ Φ 1.2\$ Φ 1.5\$ Φ 2.0\$ Φ 2.5\$ Φ 3.0\$ Φ 3.5\$ Φ 4.0\$ Φ 4.5\$ Φ 5.0\$ Φ 5.5\$ Φ 6.0 | GZGH\$GZLW | 苏州海欧斯医疗器械有限公司 |      |
| QQT02498 | 骨牵引针 | 直径（mm）长度（mm）260 / 1002.3602.560370 / 80 / 903.580（25 / 35螺纹长度）                                | GZLW       | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |
| QQT02499 | 骨牵引针 | 直径（mm）长度（mm）260 / 1002.3602.560370 / 80 / 903.580（25 / 35螺纹长度）                                | GZLW       | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |
| QQT02500 | 骨牵引针 | 直径（mm）长度（mm）260 / 1002.3602.560370 / 80 / 903.580（25 / 35螺纹长度）                                | GZLW       | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |
| QQT02548 | 管管夹  | Φ（8~11）*Φ（8~11）                                                                               | WGJ II 02  | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT02549 | 管管夹  | Φ（8~11）*Φ（8~11）                                                                               | WGJ II 02  | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT02550 | 管管夹  | Φ（8~11）*Φ（8~11）                                                                               | WGJ II 02  | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT02551 | 管管夹  | Φ（8~11）*Φ（8~11）                                                                               | WGJ II 02  | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT02552 | 管管夹  | Φ（8~11）*Φ（8~11）                                                                               | WGJ II 02  | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT02553 | 管管夹  | Φ（8~11）*Φ（8~11）                                                                               | WGJ II 02  | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格            | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------|-----------------|-----------|--------------|------|
| QQT02554 | 管管夹  | Φ（8~11）*Φ（8~11） | WGJ II 02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02555 | 管管夹  | Φ（8~11）*Φ（8~11） | WGJ II 02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02574 | 管管夹  | Φ（8~11）*Φ（8~11） | WGJ II 02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02575 | 管管夹  | Φ（8~11）*Φ（8~11） | WGJ II 02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02576 | 管管夹  | Φ（8~11）*Φ（8~11） | WGJ II 02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02577 | 管管夹  | Φ（8~11）*Φ（8~11） | WGJ II 02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02578 | 管管夹  | Φ（8~11）*Φ（8~11） | WGJ II 02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02579 | 管管夹  | Φ（8~11）*Φ（8~11） | WGJ II 02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02580 | 管管夹  | Φ（8~11）*Φ（8~11） | WGJ II 02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02581 | 管管夹  | Φ（8~11）*Φ（8~11） | WGJ II 02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02582 | 管管夹  | Φ（8~11）*Φ（8~11） | WGJ II 02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02583 | 管管夹  | Φ（8~11）*Φ（8~11） | WGJ II 02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格            | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------|-----------------|-----------|--------------|------|
| QQT02584 | 管管夹  | Φ（8～11）*Φ（8～11） | WGJ II 02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02585 | 管管夹  | Φ（8～11）*Φ（8～11） | WGJ II 02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02586 | 管管夹  | Φ（8～11）*Φ（8～11） | WGJ II 02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02587 | 管管夹  | Φ（8～11）*Φ（8～11） | WGJ II 02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02588 | 管管夹  | Φ（8～11）*Φ（8～11） | WGJ II 02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02589 | 管管夹  | Φ（8～11）*Φ（8～11） | WGJ II 02 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02590 | 横杆夹  | Φ（4～11）         | WGJIV03   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02591 | 横杆夹  | Φ（4～11）         | WGJIV03   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02592 | 横杆夹  | Φ（4～11）         | WGJIV03   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02593 | 横杆夹  | Φ（4～11）         | WGJIV03   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02594 | 横杆夹  | Φ（4～11）         | WGJIV03   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02595 | 横杆夹  | Φ（4～11）         | WGJIV03   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格    | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------|---------|---------|--------------|------|
| QQT02596 | 横杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02597 | 横杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02598 | 横杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02599 | 横杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02600 | 横杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02601 | 横杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02602 | 横杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02603 | 横杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02604 | 横杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02605 | 横杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02606 | 横杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02607 | 横杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格    | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------|---------|-----------|--------------|------|
| QQT02608 | 横杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV03   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02609 | 横杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV03   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02610 | 横杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV03   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02611 | 横杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV03   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02612 | 横杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV03   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02613 | 横杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV03   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02615 | 横夹钳  | Φ（8～11） | WGJ II 03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02616 | 横夹钳  | Φ（8～11） | WGJ II 03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02617 | 横夹钳  | Φ（8～11） | WGJ II 03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02618 | 横夹钳  | Φ（8～11） | WGJ II 03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02619 | 横夹钳  | Φ（8～11） | WGJ II 03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02620 | 横夹钳  | Φ（8～11） | WGJ II 03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称    | 产品规格                                                                  | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|
| QQT02621 | 横夹钳     | Φ（8～11）                                                               | WGJ II 03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02622 | 横夹钳     | Φ（8～11）                                                               | WGJ II 03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02623 | 横夹钳     | Φ（8～11）                                                               | WGJ II 03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02624 | 横夹钳     | Φ（8～11）                                                               | WGJ II 03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02625 | 横夹钳     | Φ（8～11）                                                               | WGJ II 03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02626 | 横夹钳     | Φ（8～11）                                                               | WGJ II 03 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02855 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈<br>钢，灭菌螺钉直径（mm）Φ 1.5\$<br>Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈 | 螺纹型       | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT02856 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈<br>钢，灭菌螺钉直径（mm）Φ 1.5\$<br>Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈 | 螺纹型       | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT02857 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈<br>钢，灭菌螺钉直径（mm）Φ 1.5\$<br>Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈 | 螺纹型       | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT02858 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈<br>钢，灭菌螺钉直径（mm）Φ 1.5\$<br>Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈 | 螺纹型       | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT02859 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈<br>钢，灭菌螺钉直径（mm）Φ 1.5\$<br>Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈 | 螺纹型       | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT02860 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈<br>钢，灭菌螺钉直径（mm）Φ 1.5\$<br>Φ 1.5~6*（20-220mm），不锈 | 螺纹型       | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称    | 产品规格                                                                       | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------|
| QQT02861 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6* (20-220mm) , 不锈钢, 灭菌螺钉直径 (mm) Φ 1.5\$<br>Φ 1.5~6* (20-220mm) , 不锈 | 螺纹型     | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT02862 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6* (20-220mm) , 不锈钢, 非灭菌螺钉直径 (mm) 1.5\$<br>Φ 1.5~6* (20-220mm) , 不锈  | 螺纹型     | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT02863 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6* (20-220mm) , 不锈钢, 非灭菌螺钉直径 (mm) 1.5\$<br>Φ 1.5~6* (20-220mm) , 不锈  | 螺纹型     | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT02864 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6* (20-220mm) , 不锈钢, 非灭菌螺钉直径 (mm) 1.5\$<br>Φ 1.5~6* (20-220mm) , 不锈  | 螺纹型     | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT02865 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6* (20-220mm) , 不锈钢, 非灭菌螺钉直径 (mm) 1.5\$<br>Φ 1.5~6* (20-220mm) , 不锈  | 螺纹型     | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT02866 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6* (20-220mm) , 不锈钢, 非灭菌螺钉直径 (mm) 1.5\$<br>Φ 1.5~6* (20-220mm) , 不锈  | 螺纹型     | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT02867 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6* (20-220mm) , 不锈钢, 非灭菌螺钉直径 (mm) 1.5\$<br>Φ 1.5~6* (20-220mm) , 不锈  | 螺纹型     | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT02868 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6* (20-220mm) , 不锈钢, 非灭菌螺钉直径 (mm) 1.5\$<br>Φ 1.5~6* (20-220mm) , 不锈  | 螺纹型     | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT02869 | 螺纹型骨牵引针 | Φ 1.5~6* (20-220mm) , 不锈钢, 非灭菌螺钉直径 (mm) 1.5\$<br>Φ 1.5~6* (20-220mm) , 不锈  | 螺纹型     | 江苏百得医疗器械有限公司 |      |
| QQT02966 | 碳素纤维连接杆 | Φ (4~11) * (100~400)                                                       | WGJIV05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02967 | 碳素纤维连接杆 | Φ (4~11) * (100~400)                                                       | WGJIV05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02968 | 碳素纤维连接杆 | Φ (4~11) * (100~400)                                                       | WGJIV05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |



| 流水号      | 产品名称    | 产品规格              | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------|-------------------|---------|--------------|------|
| QQT02969 | 碳素纤维连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02970 | 碳素纤维连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02971 | 碳素纤维连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02972 | 碳素纤维连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02973 | 碳素纤维连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02974 | 碳素纤维连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02975 | 碳素纤维连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02976 | 碳素纤维连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02977 | 碳素纤维连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02978 | 碳素纤维连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02979 | 碳素纤维连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02980 | 碳素纤维连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称   | 产品规格              | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------|-------------------|-----------|--------------|------|
| QQT02981 | 碳纤维连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV05   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02982 | 碳纤维连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV05   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02983 | 碳纤维连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV05   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02984 | 碳纤维连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV05   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02985 | 碳纤维连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV05   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02986 | 碳纤维连接杆 | Φ（4～11）*（100～400） | WGJIV05   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02987 | 碳纤维连接管 | Φ（8～11）*（100～400） | WGJ II 05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02988 | 碳纤维连接管 | Φ（8～11）*（100～400） | WGJ II 05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02989 | 碳纤维连接管 | Φ（8～11）*（100～400） | WGJ II 05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02990 | 碳纤维连接管 | Φ（8～11）*（100～400） | WGJ II 05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02991 | 碳纤维连接管 | Φ（8～11）*（100～400） | WGJ II 05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02992 | 碳纤维连接管 | Φ（8～11）*（100～400） | WGJ II 05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称    | 产品规格                             | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------|----------------------------------|-----------|--------------|------|
| QQT02993 | 碳素纤维连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02994 | 碳素纤维连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02995 | 碳素纤维连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02996 | 碳素纤维连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02997 | 碳素纤维连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02998 | 碳素纤维连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT02999 | 碳素纤维连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03000 | 碳素纤维连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03001 | 碳素纤维连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03002 | 碳素纤维连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03003 | 碳素纤维连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03004 | 碳素纤维连接管 | $\Phi(8\sim 11) * (100\sim 400)$ | WGJ II 05 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格    | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------|---------|---------|--------------|------|
| QQT03303 | 针杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03304 | 针杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03305 | 针杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03306 | 针杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03307 | 针杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03308 | 针杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03330 | 针杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03331 | 针杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03332 | 针杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03333 | 针杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03334 | 针杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03335 | 针杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格    | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------|---------|---------|--------------|------|
| QQT03336 | 针杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03337 | 针杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03338 | 针杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03339 | 针杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03340 | 针杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03341 | 针杆夹  | Φ（4～11） | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03342 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJII01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03343 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJII01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03344 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJII01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03345 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJII01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03346 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJII01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03347 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJII01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格    | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------|---------|-----------|--------------|------|
| QQT03348 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03349 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03350 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03351 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03352 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03353 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03378 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03379 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03380 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03381 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03382 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03383 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格    | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------|---------|-----------|--------------|------|
| QQT03384 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03385 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03386 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03387 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03388 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03389 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03390 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03391 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03392 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03393 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03394 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03395 | 针管夹  | Φ（8～11） | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格                     | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------|--------------------------|-----------|--------------|------|
| QQT03396 | 针管夹  | $\Phi$ (8~11)            | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03397 | 针管夹  | $\Phi$ (8~11)            | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03398 | 针管夹  | $\Phi$ (8~11)            | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03399 | 针管夹  | $\Phi$ (8~11)            | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03400 | 针管夹  | $\Phi$ (8~11)            | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03401 | 针管夹  | $\Phi$ (8~11)            | WGJ II 01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03410 | 直柱   | $\Phi$ (4~11) * (60~400) | WGJIV07   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03411 | 直柱   | $\Phi$ (4~11) * (60~400) | WGJIV07   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03412 | 直柱   | $\Phi$ (4~11) * (60~400) | WGJIV07   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03413 | 直柱   | $\Phi$ (4~11) * (60~400) | WGJIV07   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03414 | 直柱   | $\Phi$ (4~11) * (60~400) | WGJIV07   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT03415 | 直柱   | $\Phi$ (4~11) * (60~400) | WGJIV07   | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |



| 流水号      | 产品名称     | 产品规格                                                                 | 产品型号                                                      | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT03443 | 30° 支柱   | 5mm                                                                  | KW5M—Z030                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03444 | 30° 支柱   | 5mm                                                                  | KW5M—Z030                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03445 | 30° 支柱   | 5mm                                                                  | KW5M—Z030                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03446 | 4孔钢针固定夹  | 5mm—4孔                                                               | KW5M—J040                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03447 | 4孔钢针固定夹  | 5mm—4孔                                                               | KW5M—J040                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03448 | 4孔钢针固定夹  | 4mm—4mm                                                              | KW5M—J040                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03449 | 不锈钢连接杆   | 5mm长度50mm\$5mm长度75mm\$5mm长度100mm\$5mm长度150mm\$5mm长度200mm\$5mm长度250mm | KW5M—G050\$KW5M—G075\$KW5M—G100\$KW5M—G150\$KW5M—         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03450 | 不锈钢连接杆   | 5mm长度50mm\$5mm长度75mm\$5mm长度100mm\$5mm长度150mm\$5mm长度200mm\$5mm长度250mm | KW5M—G050\$KW5M—G075\$KW5M—G100\$KW5M—G150\$KW5M—         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03451 | 杆—杆固定夹   | 5mm—5mm                                                              | KW5M—Y010                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03452 | 杆—杆固定夹   | 5mm—5mm                                                              | KW5M—Y010                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03453 | 杆—杆固定夹   | 5mm—5mm                                                              | KW5M—Y010                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03456 | 连接杆（不锈钢） | 50mm\$100mm\$150mm\$200mm\$250mm                                     | KW5M-G050\$ KW5M-G100\$ KW5M-G150\$ KW5M-G200\$ KW5M-G250 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格                                                       | 产品型号                                                     | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT03457 | 30° 支柱        | 5mm                                                        | KW5M—Z030                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03458 | 30° 支柱        | 5mm                                                        | KW5M—Z030                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03459 | 30° 支柱        | 5mm                                                        | KW5M—Z030                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03460 | 4孔钢针固定夹       | 4mm                                                        | KW5P—J050                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03461 | 4孔钢针固定夹       | 4mm                                                        | KW5P—J050                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03462 | 4孔钢针固定夹（PEEK） | 5mm-4mm / 4孔                                               | KW5P-J040                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03463 | 杆杆固定夹（PEEK）   | 5mm-5mm                                                    | KW5P—Y010                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03464 | 杆杆固定夹（PEEK）   | 5mm-5mm                                                    | KW5P—Y010                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03465 | 杆-杆固定夹（PEEK）  | 8mm-8mm                                                    | KW8P-Y010                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03468 | 连接杆（碳纤维）      | 100mm\$120mm\$150mm\$200mm\$250mm                          | KW5P—T50\$ KW5P—T100\$ KW5P—T150\$ KW5P—T200\$ KW5P—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03469 | 碳纤维连接杆        | 5mm长度100mm\$5mm长度120mm\$5mm长度150mm\$5mm长度200mm\$5mm长度250mm | KW5P—T0100\$KW5P—T120\$KW5P—T150\$KW5P—T200\$KW5P—T250\$ | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03470 | 碳纤维连接杆        | 5mm长度100mm\$5mm长度120mm\$5mm长度150mm\$5mm长度200mm\$5mm长度250mm | KW5P—T0100\$KW5P—T120\$KW5P—T150\$KW5P—T200\$KW5P—T250\$ | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称    | 产品规格                            | 产品型号                  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------|---------------------------------|-----------------------|--------------|------|
| QQT03471 | 30° 支柱  | 8mm                             | KW8M—Z030             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03472 | 30° 支柱  | 8mm                             | KW8M—Z030             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03473 | 30° 支柱  | 8mm                             | KW8M—Z030             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03474 | 5孔钢针固定夹 | 8mm—5孔                          | KW8M—J050             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03475 | 5孔钢针固定夹 | 8mm—5孔                          | KW8M—J050             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03476 | 5孔钢针固定夹 | 8mm-5孔                          | KW8M-J050             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03477 | 杆-杆固定夹  | 8mm-8mm                         | KW8M-Y010             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03478 | 杆—杆固定夹  | 8mm—8mm                         | KW8M—Y010             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03479 | 杆—杆固定夹  | 8mm—8mm                         | KW8M—Y010             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03482 | 可调节连接杆  | 8mm（可调节范围60mm）\$8mm（可调节范围100mm） | KW8M—D060\$KW8M—D100  | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03483 | 可调节连接杆  | 8mm（可调节范围60mm）\$8mm（可调节范围100mm） | KW8M—D060\$KW8M—D100  | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03484 | 可调节连接杆  | 8mm可调节范围60mm\$8mm可调节范围100mm     | KW8M—D060\$ KW8M—D100 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称    | 产品规格                | 产品型号                              | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------|---------------------|-----------------------------------|--------------|------|
| QQT03485 | 30° 支柱  | 8mm                 | KW8M—Z030                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03486 | 30° 支柱  | 8mm                 | KW8M—Z030                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03487 | 30° 支柱  | 8mm                 | KW8M—Z030                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03488 | 5孔钢针固定夹 | 8mm—5孔              | KW8M—J050                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03489 | 5孔钢针固定夹 | 8mm—5孔              | KW8M—J050                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03490 | 5孔钢针固定夹 | 8mm-5孔              | KW8M-J050                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03491 | 半环框     | 8mm小号\$8mm中号\$8mm大号 | KW8M—H010\$KW8M—H020\$KW8M—H030   | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03492 | 半环框     | 8mm小号\$8mm中号\$8mm大号 | KW8M—H010\$KW8M—H020\$KW8M—H030   | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03493 | 半环框     | 8mm小号\$8mm中号\$8mm大号 | KW8M—H145\$ KW8M—H170\$ KW8M—H220 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03494 | 杆-杆固定夹  | 8mm-8mm             | KW8M-Y010                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03495 | 杆—杆固定夹  | 8mm—8mm             | KW8M—Y010                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03496 | 杆—杆固定夹  | 8mm—8mm             | KW8M—Y010                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                              | 产品型号                                                  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT03499 | 连接杆（铝合金）         | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                          | KW8M—L150\$ KW8M—L200\$ KW8M—L250\$ KW8M—L300\$ KW8M— | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03500 | 铝合金连接杆           | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M—L150\$KW8M—L200\$KW8M—L250\$KW8M—L300\$KW8M—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03501 | 铝合金连接杆           | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M—L150\$KW8M—L200\$KW8M—L250\$KW8M—L300\$KW8M—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03502 | 针—杆固定夹           | 8mm—5mm / 4mm                                                     | KW8M—Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03503 | 针—杆固定夹           | 8mm—5mm / 4mm                                                     | KW8M—Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03504 | 针—杆固定夹           | 8mm—5mm / 4mm                                                     | KW8M—Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03505 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03506 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03507 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03508 | 5孔钢针固定夹（PEEK）    | 8mm—5孔                                                            | KW8P—J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03509 | 5孔钢针固定夹（PEEK普通型） | 5mm—5mm                                                           | KW8P—J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03510 | 5孔钢针固定夹（PEEK普通型） | 5mm—5mm                                                           | KW8P—J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称         | 产品规格                                                              | 产品型号                                                  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT03511 | 半环框          | 8mm小号\$8mm中号\$8mm大号                                               | KW8M—H010\$KW8M—H020\$KW8M—H030                       | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03512 | 半环框          | 8mm小号\$8mm中号\$8mm大号                                               | KW8M—H010\$KW8M—H020\$KW8M—H030                       | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03513 | 半环框          | 8mm小号\$8mm中号\$8mm大号                                               | KW8M—H145\$ KW8M—H170\$ KW8M—H220                     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03514 | 杆杆固定夹（PEEK）  | 8mm—8mm                                                           | KW8P—Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03515 | 杆杆固定夹（PEEK）  | 8mm—8mm                                                           | KW8P—Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03516 | 杆-杆固定夹（PEEK） | 8mm—8mm                                                           | KW8P-Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03519 | 连接杆（碳纤维）     | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                          | KW8P-T150\$ KW8P-T200\$ KW8P-T250\$ KW8P-T300\$ KW8P- | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03520 | 碳纤维连接杆       | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8P—T150\$KW8P—T200\$KW8P—T250\$KW8P—T300\$KW8P—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03521 | 碳纤维连接杆       | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8P—T150\$KW8P—T200\$KW8P—T250\$KW8P—T300\$KW8P—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03522 | 针杆固定夹（PEEK）  | 8mm                                                               | KW8P—Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03523 | 针杆固定夹（PEEK）  | 8mm                                                               | KW8P—Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03524 | 针-杆固定夹（PEEK） | 8mm—8mm                                                           | KW8P—Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称     | 产品规格                                                              | 产品型号                                                  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT03525 | 30° 支柱   | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03526 | 30° 支柱   | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03527 | 30° 支柱   | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03528 | 5孔钢针固定夹  | 8mm—5孔                                                            | KW8M—J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03529 | 5孔钢针固定夹  | 8mm—5孔                                                            | KW8M—J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03530 | 5孔钢针固定夹  | 8mm-5孔                                                            | KW8M-J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03531 | 杆-杆固定夹   | 8mm-8mm                                                           | KW8M-Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03532 | 杆—杆固定夹   | 8mm—8mm                                                           | KW8M—Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03533 | 杆—杆固定夹   | 8mm—8mm                                                           | KW8M—Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03536 | 连接杆（铝合金） | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                          | KW8M—L150\$ KW8M—L200\$ KW8M—L250\$ KW8M—L300\$ KW8M— | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03537 | 铝合金连接杆   | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M—L150\$KW8M—L200\$KW8M—L250\$KW8M—L300\$KW8M—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03538 | 铝合金连接杆   | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M—L150\$KW8M—L200\$KW8M—L250\$KW8M—L300\$KW8M—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                              | 产品型号                                                 | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT03539 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                            | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03540 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                            | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03541 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                            | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03542 | 5孔钢针固定夹          | 8mm-5孔                                                            | KW8M-J050                                            | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03543 | 5孔钢针固定夹（PEEK普通型） | 5mm-5mm                                                           | KW8P-J050                                            | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03544 | 5孔钢针固定夹（PEEK普通型） | 5mm-5mm                                                           | KW8P-J050                                            | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03545 | 杆杆固定夹（PEEK）      | 8mm-8mm                                                           | KW8P-Y010                                            | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03546 | 杆杆固定夹（PEEK）      | 8mm-8mm                                                           | KW8P-Y010                                            | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03547 | 杆-杆固定夹（PEEK）     | 8mm-8mm                                                           | KW8P-Y010                                            | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03550 | 连接杆（碳纤维）         | 100mm\$120mm\$150mm\$200mm\$250mm                                 | KW5P—T50\$ KW5P—T100\$ KW5P—T150\$ KW5P—T200\$ KW5P— | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03551 | 碳纤维连接杆           | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8P—T150\$KW8P—T200\$KW8P—T250\$KW8P—T300\$KW8P—    | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03552 | 碳纤维连接杆           | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8P—T150\$KW8P—T200\$KW8P—T250\$KW8P—T300\$KW8P—    | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |



| 流水号      | 产品名称    | 产品规格          | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------|---------------|-----------|--------------|------|
| QQT03569 | 腕关节活动器  | 5mm-5mm       | KW5M-K030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03570 | 腕关节活动器  | 5mm-5mm       | KW5M-K030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03571 | 腕关节活动器  | 5mm-5mm       | KW5M-K030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03572 | 针-杆固定夹  | 5mm-4mm / 3mm | KW5M-Y020 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03573 | 针-杆固定夹  | 5mm-4mm / 3mm | KW5M-Y020 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03574 | 针-杆固定夹  | 5mm-5mm / 4mm | KW5M-Y020 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03575 | 30° 支柱  | 5mm           | KW5M-Z030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03576 | 30° 支柱  | 5mm           | KW5M-Z030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03577 | 30° 支柱  | 5mm           | KW5M-Z030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03578 | 4孔钢针固定夹 | 5mm-4孔        | KW5M-J040 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03579 | 4孔钢针固定夹 | 5mm-4孔        | KW5M-J040 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03580 | 4孔钢针固定夹 | 4mm-4mm       | KW5M-J040 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格                                                                 | 产品型号                                                      | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT03581 | 不锈钢连接杆        | 5mm长度50mm\$5mm长度75mm\$5mm长度100mm\$5mm长度150mm\$5mm长度200mm\$5mm长度250mm | KW5M—G050\$KW5M—G075\$KW5M—G100\$KW5M—G150\$KW5M—         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03582 | 不锈钢连接杆        | 5mm长度50mm\$5mm长度75mm\$5mm长度100mm\$5mm长度150mm\$5mm长度200mm\$5mm长度250mm | KW5M—G050\$KW5M—G075\$KW5M—G100\$KW5M—G150\$KW5M—         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03583 | 杆—杆固定夹        | 5mm—5mm                                                              | KW5M—Y010                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03584 | 杆—杆固定夹        | 5mm—5mm                                                              | KW5M—Y010                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03585 | 杆—杆固定夹        | 5mm—5mm                                                              | KW5M—Y010                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03588 | 连接杆（不锈钢）      | 50mm\$100mm\$150mm\$200mm\$250mm                                     | KW5M-G050\$ KW5M-G100\$ KW5M-G150\$ KW5M-G200\$ KW5M-G250 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03589 | 30° 支柱        | 5mm                                                                  | KW5M—Z030                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03590 | 30° 支柱        | 5mm                                                                  | KW5M—Z030                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03591 | 30° 支柱        | 5mm                                                                  | KW5M—Z030                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03592 | 4孔钢针固定夹       | 4mm                                                                  | KW5P—J050                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03593 | 4孔钢针固定夹       | 4mm                                                                  | KW5P—J050                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03594 | 4孔钢针固定夹（PEEK） | 5mm-4mm / 4孔                                                         | KW5P-J040                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称         | 产品规格                                                       | 产品型号                                                     | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT03595 | 杆杆固定夹（PEEK）  | 5mm-5mm                                                    | KW5P-Y010                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03596 | 杆杆固定夹（PEEK）  | 5mm-5mm                                                    | KW5P-Y010                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03597 | 杆-杆固定夹（PEEK） | 5mm-5mm                                                    | KW5P-Y010                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03602 | 连接杆（碳纤维）     | 50mm\$70mm\$90mm\$110mm\$130mm                             | KW3P-T50\$ KW3P-T70\$ KW3P-T90\$ KW3P-T110\$ KW3P-T130\$ | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03603 | 碳纤维连接杆       | 5mm长度100mm\$5mm长度120mm\$5mm长度150mm\$5mm长度200mm\$5mm长度250mm | KW5P-T0100\$KW5P-T120\$KW5P-T150\$KW5P-T200\$KW5P-T250\$ | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03604 | 碳纤维连接杆       | 5mm长度100mm\$5mm长度120mm\$5mm长度150mm\$5mm长度200mm\$5mm长度250mm | KW5P-T0100\$KW5P-T120\$KW5P-T150\$KW5P-T200\$KW5P-T250\$ | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03605 | 30° 支柱       | 8mm                                                        | KW8M-Z030                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03606 | 30° 支柱       | 8mm                                                        | KW8M-Z030                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03607 | 30° 支柱       | 8mm                                                        | KW8M-Z030                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03608 | 5孔钢针固定夹      | 8mm-5孔                                                     | KW8M-J050                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03609 | 5孔钢针固定夹      | 8mm-5孔                                                     | KW8M-J050                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03610 | 5孔钢针固定夹      | 8mm-5孔                                                     | KW8M-J050                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称     | 产品规格                                                              | 产品型号                                                              | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT03611 | 杆-杆固定夹   | 8mm-8mm                                                           | KW8M-Y010                                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03612 | 杆-杆固定夹   | 8mm-8mm                                                           | KW8M-Y010                                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03613 | 杆-杆固定夹   | 8mm-8mm                                                           | KW8M-Y010                                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03616 | 连接杆（铝合金） | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                          | KW8M-L150\$ KW8M-L200\$ KW8M-L250\$ KW8M-L300\$ KW8M-L300\$KW8M-L | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03617 | 铝合金连接杆   | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M-L150\$KW8M-L200\$KW8M-L250\$KW8M-L300\$KW8M-L                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03618 | 铝合金连接杆   | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M-L150\$KW8M-L200\$KW8M-L250\$KW8M-L300\$KW8M-L                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03619 | 膝关节活动器   | 8mm-8mm                                                           | KW8M-K010左\$KW8M-K020 左\$KW8M-K010右\$KW8M-K020 右                  | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03620 | 膝关节活动器   | 8mm-8mm                                                           | KW8M-K010左\$KW8M-K020 左\$KW8M-K010右\$KW8M-K020 右                  | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03621 | 膝关节活动器   | 8mm-8mm                                                           | KW8M-K010左\$ KW8M-K020 左\$ KW8M-K010右\$ KW8M-K020 右               | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03622 | 针-杆固定夹   | 8mm-5mm / 4mm                                                     | KW8M-Y020                                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03623 | 针-杆固定夹   | 8mm-5mm / 4mm                                                     | KW8M-Y020                                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03624 | 针-杆固定夹   | 8mm-5mm / 4mm                                                     | KW8M-Y020                                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称    | 产品规格                | 产品型号                              | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------|---------------------|-----------------------------------|--------------|------|
| QQT03625 | 30° 支柱  | 8mm                 | KW8M—Z030                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03626 | 30° 支柱  | 8mm                 | KW8M—Z030                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03627 | 30° 支柱  | 8mm                 | KW8M—Z030                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03628 | 5孔钢针固定夹 | 8mm—5孔              | KW8M—J050                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03629 | 5孔钢针固定夹 | 8mm—5孔              | KW8M—J050                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03630 | 5孔钢针固定夹 | 8mm-5孔              | KW8M-J050                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03631 | 半环框     | 8mm小号\$8mm中号\$8mm大号 | KW8M—H010\$KW8M—H020\$KW8M—H030   | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03632 | 半环框     | 8mm小号\$8mm中号\$8mm大号 | KW8M—H010\$KW8M—H020\$KW8M—H030   | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03633 | 半环框     | 8mm小号\$8mm中号\$8mm大号 | KW8M—H145\$ KW8M—H170\$ KW8M—H220 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03634 | 杆-杆固定夹  | 8mm-8mm             | KW8M-Y010                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03635 | 杆—杆固定夹  | 8mm—8mm             | KW8M—Y010                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03636 | 杆—杆固定夹  | 8mm—8mm             | KW8M—Y010                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                              | 产品型号                                                  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT03639 | 连接杆（铝合金）         | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                          | KW8M—L150\$ KW8M—L200\$ KW8M—L250\$ KW8M—L300\$ KW8M— | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03640 | 铝合金连接杆           | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M—L150\$KW8M—L200\$KW8M—L250\$KW8M—L300\$KW8M—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03641 | 铝合金连接杆           | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M—L150\$KW8M—L200\$KW8M—L250\$KW8M—L300\$KW8M—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03642 | 针—杆固定夹           | 8mm—5mm / 4mm                                                     | KW8M—Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03643 | 针—杆固定夹           | 8mm—5mm / 4mm                                                     | KW8M—Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03644 | 针—杆固定夹           | 8mm—5mm / 4mm                                                     | KW8M—Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03645 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03646 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03647 | 30° 支柱           | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03648 | 5孔钢针固定夹（PEEK）    | 8mm—5孔                                                            | KW8P—J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03649 | 5孔钢针固定夹（PEEK普通型） | 5mm—5mm                                                           | KW8P—J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03650 | 5孔钢针固定夹（PEEK普通型） | 5mm—5mm                                                           | KW8P—J050                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称         | 产品规格                                                              | 产品型号                                                  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT03651 | 半环框          | 8mm小号\$8mm中号\$8mm大号                                               | KW8M—H010\$KW8M—H020\$KW8M—H030                       | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03652 | 半环框          | 8mm小号\$8mm中号\$8mm大号                                               | KW8M—H010\$KW8M—H020\$KW8M—H030                       | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03653 | 半环框          | 8mm小号\$8mm中号\$8mm大号                                               | KW8M—H145\$ KW8M—H170\$ KW8M—H220                     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03654 | 杆杆固定夹（PEEK）  | 8mm—8mm                                                           | KW8P—Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03655 | 杆杆固定夹（PEEK）  | 8mm—8mm                                                           | KW8P—Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03656 | 杆-杆固定夹（PEEK） | 8mm—8mm                                                           | KW8P-Y010                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03659 | 连接杆（碳纤维）     | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                          | KW8P-T150\$ KW8P-T200\$ KW8P-T250\$ KW8P-T300\$ KW8P- | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03660 | 碳纤维连接杆       | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8P—T150\$KW8P—T200\$KW8P—T250\$KW8P—T300\$KW8P—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03661 | 碳纤维连接杆       | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8P—T150\$KW8P—T200\$KW8P—T250\$KW8P—T300\$KW8P—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03662 | 针杆固定夹（PEEK）  | 8mm                                                               | KW8P—Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03663 | 针杆固定夹（PEEK）  | 8mm                                                               | KW8P—Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03664 | 针-杆固定夹（PEEK） | 8mm—8mm                                                           | KW8P—Y020                                             | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称     | 产品规格          | 产品型号      | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|----------|---------------|-----------|--------------|------|
| QQT03667 | 针—杆固定夹   | 5mm—4mm / 3mm | KW5M—Y020 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03668 | 针—杆固定夹   | 5mm—4mm / 3mm | KW5M—Y020 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03669 | 针—杆固定夹   | 5mm—5mm / 4mm | KW5M—Y020 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03670 | 肘关节撑开活动器 | 5mm           | KW5M-K010 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03671 | 肘关节撑开活动器 | 5mm           | KW5M-K010 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03672 | 肘关节撑开活动器 | 5mm           | KW5M-K010 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03673 | 30° 支柱   | 5mm           | KW5M—Z030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03674 | 30° 支柱   | 8mm           | KW8M—Z030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03675 | 30° 支柱   | 5mm           | KW5M—Z030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03676 | 30° 支柱   | 8mm           | KW8M—Z030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03677 | 30° 支柱   | 5mm           | KW5M—Z030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03678 | 30° 支柱   | 8mm           | KW8M—Z030 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |



| 流水号      | 产品名称    | 产品规格                                                                 | 产品型号                                              | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT03679 | 4孔钢针固定夹 | 5mm—4孔                                                               | KW5M—J040                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03680 | 4孔钢针固定夹 | 5mm—4孔                                                               | KW5M—J040                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03681 | 4孔钢针固定夹 | 4mm—4mm                                                              | KW5M—J040                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03682 | 5孔钢针固定夹 | 8mm—5孔                                                               | KW8M—J050                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03683 | 5孔钢针固定夹 | 8mm—5孔                                                               | KW8M—J050                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03684 | 5孔钢针固定夹 | 8mm—5孔                                                               | KW8M—J050                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03685 | 不锈钢连接杆  | 5mm长度50mm\$5mm长度75mm\$5mm长度100mm\$5mm长度150mm\$5mm长度200mm\$5mm长度250mm | KW5M—G050\$KW5M—G075\$KW5M—G100\$KW5M—G150\$KW5M— | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03686 | 不锈钢连接杆  | 5mm长度50mm\$5mm长度75mm\$5mm长度100mm\$5mm长度150mm\$5mm长度200mm\$5mm长度250mm | KW5M—G050\$KW5M—G075\$KW5M—G100\$KW5M—G150\$KW5M— | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03687 | 杆—杆固定夹  | 8mm—8mm                                                              | KW8M—Y010                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03688 | 杆—杆固定夹  | 5mm—5mm                                                              | KW5M—Y010                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03689 | 杆—杆固定夹  | 8mm—8mm                                                              | KW8M—Y010                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03690 | 杆—杆固定夹  | 5mm—5mm                                                              | KW5M—Y010                                         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称     | 产品规格                                                              | 产品型号                                                      | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT03691 | 杆—杆固定夹   | 8mm—8mm                                                           | KW8M—Y010                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03692 | 杆—杆固定夹   | 5mm—5mm                                                           | KW5M—Y010                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03697 | 连接杆（不锈钢） | 50mm\$100mm\$150mm\$200mm\$250mm                                  | KW5M—G050\$ KW5M—G100\$ KW5M—G150\$ KW5M—G200\$ KW5M—G250 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03698 | 连接杆（铝合金） | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                          | KW8M—L150\$ KW8M—L200\$ KW8M—L250\$ KW8M—L300\$ KW8M—     | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03699 | 铝合金连接杆   | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M—L150\$KW8M—L200\$KW8M—L250\$KW8M—L300\$KW8M—         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03700 | 铝合金连接杆   | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度 | KW8M—L150\$KW8M—L200\$KW8M—L250\$KW8M—L300\$KW8M—         | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03701 | 30° 支柱   | 5mm                                                               | KW5M—Z030                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03702 | 30° 支柱   | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03703 | 30° 支柱   | 5mm                                                               | KW5M—Z030                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03704 | 30° 支柱   | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03705 | 30° 支柱   | 5mm                                                               | KW5M—Z030                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03706 | 30° 支柱   | 8mm                                                               | KW8M—Z030                                                 | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                       | 产品型号                                                     | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT03707 | 4孔钢针固定夹          | 4mm                                                        | KW5P-J050                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03708 | 4孔钢针固定夹          | 4mm                                                        | KW5P-J050                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03709 | 4孔钢针固定夹（PEEK）    | 5mm-4mm / 4孔                                               | KW5P-J040                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03710 | 5孔钢针固定夹（PEEK）    | 8mm-5孔                                                     | KW8P-J050                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03711 | 5孔钢针固定夹（PEEK普通型） | 5mm-5mm                                                    | KW8P-J050                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03712 | 5孔钢针固定夹（PEEK普通型） | 5mm-5mm                                                    | KW8P-J050                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03713 | 杆杆固定夹（PEEK）      | 8mm-8mm                                                    | KW8P-Y010                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03714 | 杆杆固定夹（PEEK）      | 8mm-8mm                                                    | KW8P-Y010                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03715 | 杆-杆固定夹（PEEK）     | 8mm-8mm                                                    | KW8P-Y010                                                | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03720 | 连接杆（碳纤维）         | 100mm\$120mm\$150mm\$200mm\$250mm                          | KW5P-T50\$ KW5P-T100\$ KW5P-T150\$ KW5P-T200\$ KW5P-T    | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03721 | 连接杆（碳纤维）         | 150mm\$200mm\$250mm\$300mm\$350mm\$400mm                   | KW8P-T150\$ KW8P-T200\$ KW8P-T250\$ KW8P-T300\$ KW8P-T   | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |
| QQT03722 | 碳纤维连接杆           | 5mm长度100mm\$5mm长度120mm\$5mm长度150mm\$5mm长度200mm\$5mm长度250mm | KW5P-T0100\$KW5P-T120\$KW5P-T150\$KW5P-T200\$KW5P-T250\$ | 武汉康斯泰德科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称                | 产品规格                                                                                               | 产品型号                                                                   | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT03723 | 碳纤维连接杆              | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度                                  | KW8P—T150\$KW8P—T200\$KW8P—T250\$KW8P—T300\$KW8P—                      | 武汉康斯泰德科技有限公司    |      |
| QQT03724 | 碳纤维连接杆              | 5mm长度100mm\$5mm长度120mm\$5mm长度150mm\$5mm长度200mm\$5mm长度250mm                                         | KW5P—T0100\$KW5P—T120\$KW5P—T150\$KW5P—T200\$KW5P—T250\$               | 武汉康斯泰德科技有限公司    |      |
| QQT03725 | 碳纤维连接杆              | 8mm长度150mm\$8mm长度200mm\$8mm长度250mm\$8mm长度300mm\$8mm长度350mm\$8mm长度                                  | KW8P—T150\$KW8P—T200\$KW8P—T250\$KW8P—T300\$KW8P—                      | 武汉康斯泰德科技有限公司    |      |
| QQT03726 | 针杆固定夹（PEEK）         | 5mm                                                                                                | KW5P—Y020                                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司    |      |
| QQT03727 | 针杆固定夹（PEEK）         | 5mm                                                                                                | KW5P—Y020                                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司    |      |
| QQT03728 | 针-杆固定夹（PEEK）        | 8mm—8mm                                                                                            | KW8P—Y020                                                              | 武汉康斯泰德科技有限公司    |      |
| QQT03834 | AO 3 / 4环           | 直径115mm\$直径140mm\$直径165mm\$直径205mm                                                                 | 393.722\$ 393.732\$ 393.734\$ 393.736                                  | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| QQT03836 | AO 钢丝 / 针夹钳，可调，MR安全 | 夹持1.8 / 2.0mm克氏针的环针夹钳                                                                              | 393.464                                                                | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| QQT03837 | AO 环-杆夹钳，MR安全       | 夹持11mm管棒的环杆夹钳                                                                                      | 393.436                                                                | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| QQT03838 | AO固定棒（大型常用）         | 直径11.0mm，直形                                                                                        | 394.800\$ 394.810\$ 394.820\$ 394.830\$ 394.840\$ 394.850\$            | 瑞士Synthes GmbH. |      |
| QQT03842 | Orthofix 皮质骨螺钉      | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT03843 | Orthofix 皮质骨螺钉      | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |

| 流水号      | 产品名称           | 产品规格                                                                                               | 产品型号                                                                   | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT03844 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT03845 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT03846 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT03847 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT03848 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT03849 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT03850 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT03851 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT03852 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT03853 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT03854 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT03855 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |

| 流水号      | 产品名称           | 产品规格                                                                                               | 产品型号                                                                   | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT03856 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT03857 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT03858 | Orthofix 皮质骨螺钉 | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$10110\$10111\$10112\$10113\$ | 10100\$10101\$10102\$10103\$10104\$10105\$10106\$10107\$10108\$10109\$ | 意大利Orthofix Srl |      |
| QQT04115 | 不锈钢连接杆         | Φ（4～11）*（100～400）                                                                                  | WGJIV04                                                                | 苏州爱得科技发展有限公司    |      |
| QQT04118 | 不锈钢连接杆         | Φ（4～11）*（100～400）                                                                                  | WGJIV04                                                                | 苏州爱得科技发展有限公司    |      |
| QQT04119 | 不锈钢连接杆         | Φ（4～11）*（100～400）                                                                                  | WGJIV04                                                                | 苏州爱得科技发展有限公司    |      |
| QQT04127 | 杆杆夹            | Φ（4～11）*（4～11）                                                                                     | WGJIV02                                                                | 苏州爱得科技发展有限公司    |      |
| QQT04128 | 杆杆夹            | Φ（4～11）*（4～11）                                                                                     | WGJIV02                                                                | 苏州爱得科技发展有限公司    |      |
| QQT04129 | 杆杆夹            | Φ（4～11）*（4～11）                                                                                     | WGJIV02                                                                | 苏州爱得科技发展有限公司    |      |
| QQT04130 | 杆杆夹            | Φ（4～11）*（4～11）                                                                                     | WGJIV02                                                                | 苏州爱得科技发展有限公司    |      |
| QQT04131 | 杆杆夹            | Φ（4～11）*（4～11）                                                                                     | WGJIV02                                                                | 苏州爱得科技发展有限公司    |      |
| QQT04132 | 杆杆夹            | Φ（4～11）*（4～11）                                                                                     | WGJIV02                                                                | 苏州爱得科技发展有限公司    |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格                                                              | 产品型号    | 生产企业          | 挂网企业 |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|---------|---------------|------|
| QQT04133 | 骨科外固定支架 万向II型 | 大号（180mm）（环内径）\$中号（160mm）（环内径）\$小号（140mm）（环内径）                    | 万向 II 型 | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |
| QQT04142 | 骨牵引针          | 直径（mm）长度（mm）260 / 1002. 3602. 560370 / 80 / 903. 580（25 / 35螺纹长度） | GZLW    | 常州艾斯曼医疗器械有限公司 |      |
| QQT04146 | 横杆夹           | Φ（4～11）                                                           | WGJIV03 | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT04147 | 横杆夹           | Φ（4～11）                                                           | WGJIV03 | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT04148 | 横杆夹           | Φ（4～11）                                                           | WGJIV03 | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT04149 | 横杆夹           | Φ（4～11）                                                           | WGJIV03 | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT04150 | 横杆夹           | Φ（4～11）                                                           | WGJIV03 | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT04151 | 横杆夹           | Φ（4～11）                                                           | WGJIV03 | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT04194 | 碳素纤维连接杆       | Φ（4～11）*（100～400）                                                 | WGJIV05 | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT04195 | 碳素纤维连接杆       | Φ（4～11）*（100～400）                                                 | WGJIV05 | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT04196 | 碳素纤维连接杆       | Φ（4～11）*（100～400）                                                 | WGJIV05 | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |
| QQT04212 | 弯曲半环杆         | Φ（4～11）*（60～400）                                                  | WGJIV09 | 苏州爱得科技发展有限公司  |      |

| 流水号      | 产品名称  | 产品规格                     | 产品型号    | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------|--------------------------|---------|--------------|------|
| QQT04213 | 弯曲半环杆 | $\Phi$ (4~11) * (60~400) | WGJIV09 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT04214 | 弯曲半环杆 | $\Phi$ (4~11) * (60~400) | WGJIV09 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT04215 | 弯曲半环杆 | $\Phi$ (4~11) * (60~400) | WGJIV09 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT04216 | 弯曲半环杆 | $\Phi$ (4~11) * (60~400) | WGJIV09 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT04217 | 弯曲半环杆 | $\Phi$ (4~11) * (60~400) | WGJIV09 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT04238 | 针杆夹   | $\Phi$ (4~11)            | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT04239 | 针杆夹   | $\Phi$ (4~11)            | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT04240 | 针杆夹   | $\Phi$ (4~11)            | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT04241 | 针杆夹   | $\Phi$ (4~11)            | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT04242 | 针杆夹   | $\Phi$ (4~11)            | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT04243 | 针杆夹   | $\Phi$ (4~11)            | WGJIV01 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |
| QQT04246 | 直柱    | $\Phi$ (4~11) * (60~400) | WGJIV07 | 苏州爱得科技发展有限公司 |      |



| 流水号      | 产品名称                                  | 产品规格                                                                             | 产品型号                                                                             | 生产企业                        | 挂网企业 |
|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| QQT04247 | 直柱                                    | Φ（4～11）*（60～400）                                                                 | WGJIV07                                                                          | 苏州爱得科技发展有限公司                |      |
| QQT04248 | 直柱                                    | Φ（4～11）*（60～400）                                                                 | WGJIV07                                                                          | 苏州爱得科技发展有限公司                |      |
| QQT04249 | 直柱                                    | Φ（4～11）*（60～400）                                                                 | WGJIV07                                                                          | 苏州爱得科技发展有限公司                |      |
| QQT04250 | 直柱                                    | Φ（4～11）*（60～400）                                                                 | WGJIV07                                                                          | 苏州爱得科技发展有限公司                |      |
| QQT04251 | 直柱                                    | Φ（4～11）*（60～400）                                                                 | WGJIV07                                                                          | 苏州爱得科技发展有限公司                |      |
| QQT04285 | Quadrox-i儿童 / 婴儿集成式膜式氧合器              | HMO10000\$HMO11000\$HMO30000\$HMO31000\$VKMO11000\$VKMO31000\$VHK11000\$VHK31000 | HMO10000\$HMO11000\$HMO30000\$HMO31000\$VKMO11000\$VKMO31000\$VHK11000\$VHK31000 | 德国Maquet Cardioplumunary AG |      |
| QQT04286 | 集成式膜式氧合器和动脉过滤器及静脉贮血器                  | 儿童型                                                                              | VKMO10000\$VKMO11000\$VKMO30000\$VKMO31000                                       | MAQUET Cardiopulmonary GMBH |      |
| QQT04290 | 集成CVR膜式氧合器（商品名：AFFINITY NT）           | 541                                                                              | 541                                                                              | 美国Medtronic Inc.            |      |
| QQT04291 | 集成CVR膜式氧合器（商品名：AFFINITY NT集成CVR膜式氧合器） | 541T                                                                             | 541T                                                                             | 美国Medtronic Inc.            |      |
| QQT04292 | 集成式膜式氧合器                              | 成人型                                                                              | CX*FX25RW\$CX*FX25RE                                                             | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）           |      |
| QQT04293 | 集成式膜式氧合器                              | 儿童型                                                                              | CX*FX15RW30\$CX*FX15RW40\$CX*FX15RE30\$CX*FX15RE40                               | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）           |      |
| QQT04294 | 集成式膜式氧合器                              | 婴幼儿型                                                                             | CX*FX05RW\$CX*FX05RE                                                             | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）           |      |

| 流水号      | 产品名称                      | 产品规格                                           | 产品型号                                                              | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|----------|---------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| QQT04297 | 集成式膜式氧合器和动脉过滤器及静脉贮血器      | 成人型                                            | VKM078000                                                         | MAQUET Cardiopulmonary GMBH              |      |
| QQT04298 | 膜式氧合器                     | ED031P                                         | ED031P                                                            | 巴西 Nipro Medical Ltda.                   |      |
| QQT04299 | 膜式氧合器                     | CD021\$CD022\$CD023\$CD024\$CD025              | CD021\$CD022\$CD023\$CD024\$CD025                                 | 巴西 Nipro Medical Ltda.                   |      |
| QQT04302 | 膜式氧合器Apex HP              | 膜式氧合器（商品名:Apex HP中空纤维膜式氧合器带硬壳静脉储血器），由中空纤维膜式氧合器 | Apex HP                                                           | 意大利Sorin Group Italia S.r.l（意大利索林集团有限公司） |      |
| QQT04303 | 膜式氧合器Compactflo EVO, D905 | 成人型: COMPACTFLO EVO\$儿童/小体重成人型:D905 EOS        | 成人型: COMPACTFLO EVO\$儿童/小体重成人型:D905 EOS                           | 意大利Sorin Group Italia S.r.l（意大利索林集团有限公司） |      |
| QQT04305 | 中空纤维膜式氧合器                 | 成人型                                            | CX*SX18\$CX*SX18R                                                 | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）                        |      |
| QQT04306 | 中空纤维膜式氧合器                 | 儿童型                                            | CX*SX10\$CX*SX10R                                                 | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）                        |      |
| QQT04307 | 中空纤维膜式氧合器                 | 婴幼儿型                                           | CX*RX05RW\$CX*RX05RE\$CX*RX05W\$CX*RX05E                          | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）  |      |
| QQT04308 | 中空纤维膜式氧合器                 | 儿童型                                            | CX*RX15E\$CX*RX15W\$CX*RX15RE30\$CX*RX15RE40\$CX*RX15RW30\$CX*RX1 | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）                        |      |
| QQT04309 | 中空纤维膜式氧合器                 | 成人型                                            | CX*RX25RE\$CX*RX25RW\$CX*RX25E\$CX*RX25W                          | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）                        |      |
| QQT04317 | DLP R 心包 / 心内排气管          | 12112                                          | 12112                                                             | 美国Medtronic Inc.                         |      |
| QQT04318 | DLP R 心内排气管               | 12012\$12013                                   | 12012\$12013                                                      | 美国Medtronic Inc.                         |      |

| 流水号      | 产品名称                  | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                                          | 生产企业                                    | 挂网企业 |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| QQT04319 | DLP R 左心排气管           | 12010\$12011\$12001\$12002\$12008\$12016\$12101\$12110\$12113\$12115\$12116\$12118\$12220   | 12010\$12011\$12001\$12002\$12008\$12016\$12101\$12110\$12113\$12115\$        | 美国Medtronic Inc.                        |      |
| QQT04321 | 逆向灌注管                 | RC09\$RC014\$RC014T\$RC014 IT\$RC09M\$RC014M\$RC014MT\$RC2012\$RC2014\$ I                   | RC09\$RC014\$RC014T\$RC014 I T\$RC09M\$RC014M\$RC014                          | 美国Edwards Lifesciences LLC              |      |
| QQT04324 | 一次性使用逆向灌注导管           | RC014MIB\$RC014MIBB                                                                         | RC014MIB\$RC014MIBB                                                           | 美国Edwards Lifesciences LLC              |      |
| QQT04327 | 主动脉灌注插管（商品名：EZ-Glide） | ARH201190A\$ARH221190A\$ARH241190A\$ARH201190TA\$ARH221190TA\$ARH241190TA\$ARL2011SA\$ARL22 | ARH201190A\$ARH221190A\$ARH241190A\$ARH241190A\$ARH201190TA\$ARH221190TA\$ARH | 美国Edwards Lifesciences LLC              |      |
| QQT04329 | 自体血回输机耗材              | ATS吸管\ ATR , 120储血管\ AT1自身输血套件                                                              | 9005101\$AT1\$9108471\$ATR\$120\$9108481\$ATS                                 | 德国 Fresenius Kabi AG（费森尤斯卡比公司）          |      |
| QQT04330 | 自体血液回输器（商品名：CBCII）    |                                                                                             | 225-028\$225-414\$225-416\$225-426                                            | 美国Stryker Instruments                   |      |
| QQT04333 | 一次性血液浓缩器              | 儿童型                                                                                         | CX*HC05S\$CX*HC05L                                                            | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社） |      |
| QQT04334 | 一次性血液浓缩器              | 成人型                                                                                         | CX*HC11S\$CX*HC11L                                                            | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社） |      |
| QQT04342 | Duraform硬膜补片          | Duraform硬膜补片，5片装，2.54cm*2.54cm                                                              | 801472                                                                        | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                |      |
| QQT04343 | duraform硬膜补片          | Duraform硬膜补片，单片装，10.16cm*12.70cm                                                            | 801480                                                                        | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                |      |
| QQT04344 | Duraform硬膜补片          | Duraform硬膜补片，单片装，2.54cm*7.62cm                                                              | 801473                                                                        | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                |      |
| QQT04345 | duraform硬膜补片          | Duraform硬膜补片，单片装，5.08cm*5.08cm                                                              | 801475                                                                        | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                |      |

| 流水号      | 产品名称            | 产品规格                               | 产品型号     | 生产企业                                                                 | 挂网企业 |
|----------|-----------------|------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|------|
| QQT04346 | duraform硬膜补片    | Duraform硬膜补片，单片装，<br>7.62cm*7.62cm | 801477   | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                                             |      |
| QQT04347 | 可吸收硬脑膜补片        | 2cm*3cm                            | EDP23S   | 比利时Johnson & Johnson International, c/o<br>European Logistics Centre |      |
| QQT04348 | 可吸收硬脑膜补片        | 2cm*3cm                            | EDP23S   | 比利时Johnson & Johnson International, c/o<br>European Logistics Centre |      |
| QQT04349 | 可吸收硬脑膜补片        | 4cm*6cm                            | EDP46S   | 比利时Johnson & Johnson International, c/o<br>European Logistics Centre |      |
| QQT04350 | 可吸收硬脑膜补片        | 4cm*6cm                            | EDP46S   | 比利时Johnson & Johnson International, c/o<br>European Logistics Centre |      |
| QQT04351 | 可吸收硬脑膜补片        | 6cm*14cm                           | EDP614   | 比利时Johnson & Johnson International, c/o<br>European Logistics Centre |      |
| QQT04352 | 可吸收硬脑膜补片        | 6cm*14cm                           | EDP614   | 比利时Johnson & Johnson International, c/o<br>European Logistics Centre |      |
| QQT04353 | 外科生物补片—神经外科生物补片 | 3*3cm                              | 神经外科生物补片 | 北京佰仁医疗科技有限公司                                                         |      |
| QQT04354 | 外科生物补片—神经外科生物补片 | 4*4cm                              | 神经外科生物补片 | 北京佰仁医疗科技有限公司                                                         |      |
| QQT04355 | 外科生物补片—神经外科生物补片 | 5*5cm                              | 神经外科生物补片 | 北京佰仁医疗科技有限公司                                                         |      |
| QQT04356 | 外科生物补片—神经外科生物补片 | 6*6cm                              | 神经外科生物补片 | 北京佰仁医疗科技有限公司                                                         |      |
| QQT04357 | 外科生物补片—神经外科生物补片 | 7*7cm                              | 神经外科生物补片 | 北京佰仁医疗科技有限公司                                                         |      |

| 流水号      | 产品名称            | 产品规格   | 产品型号     | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|-----------------|--------|----------|-----------------|------|
| QQT04358 | 外科生物补片—神经外科生物补片 | 8*8cm  | 神经外科生物补片 | 北京佰仁医疗科技有限公司    |      |
| QQT04359 | 外科生物补片—神经外科生物补片 | 9*9cm  | 神经外科生物补片 | 北京佰仁医疗科技有限公司    |      |
| QQT04364 | 内视镜手术缝合器械       | 170052 | 170052   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04365 | 内视镜手术缝合器械       | 173026 | 173026   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04366 | 内视镜手术缝合器械       | 173016 | 173016   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04367 | 内视镜手术缝合器械       | 170002 | 170002   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04368 | 内视镜手术缝合器械       | 173024 | 173024   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04369 | 内视镜手术缝合器械       | 170053 | 170053   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04370 | 内视镜手术缝合器械       | 170092 | 170092   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04371 | 内视镜手术缝合器械       | 170051 | 170051   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04372 | 内视镜手术缝合器械       | 170090 | 170090   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04373 | 内视镜手术缝合器械       | 170072 | 170072   | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号      | 产品名称       | 产品规格     | 产品型号     | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|------------|----------|----------|-----------------|------|
| QQT04374 | 内视镜手术缝合器械  | 173023   | 173023   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04375 | 内视镜手术缝合器械  | 170003   | 170003   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04376 | 内视镜手术缝合器械  | 170004   | 170004   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04377 | 内视镜手术缝合器械  | 170070   | 170070   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04378 | 内视镜手术缝合器械  | 170071   | 170071   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04379 | 内视镜手术缝合器械  | 170094   | 170094   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04380 | 内视镜手术缝合器械  | 170073   | 170073   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04381 | 内视镜手术缝合器械  | 170001   | 170001   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04382 | 内视镜手术缝合器械  | 170096   | 170096   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04383 | 内视镜手术用结扎器械 | EL-23-LN | EL-23-LN | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04384 | 内视镜手术用结扎器械 | EL-21-L  | EL-21-L  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04385 | 内视镜手术用结扎器械 | ED-20-L  | ED-20-L  | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号      | 产品名称       | 产品规格                  | 产品型号                                              | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT04386 | 内视镜手术用结扎器械 | ED-21-L               | ED-21-L                                           | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04387 | 内视镜手术用结扎器械 | EL-20-L               | EL-20-L                                           | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04388 | 内视镜手术用结扎器械 | EL-22-LN              | EL-22-LN                                          | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04389 | 腔镜手术缝合器    | SILS STITCH           | Single use<br>articulating<br>endoscopic suturing | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04391 | 一次性使用痔疮套扎器 | 标准型                   | 标准型                                               | 山东省聊城云鹤医药生物有限公司 |      |
| QQT04403 | 可吸收性外科缝线   | 1\$2\$3               | 1\$2\$3                                           | 山东博达医疗用品有限公司    |      |
| QQT04404 | 可吸收性外科缝线   |                       | 0 (103008)                                        | 山东博达医疗用品有限公司    |      |
| QQT04410 | 穿刺器        | 179301\$179303\$17930 | 179301\$179303\$17930                             | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04420 | 穿刺器        | VS100712P             | VS100712P                                         | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04421 | 穿刺器        | VS101015P             | VS101015P                                         | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04422 | 穿刺器        | 179307                | 179307                                            | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04424 | 穿刺器        | 179100                | 179100                                            | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|------|-----------|-----------|-----------------|------|
| QQT04425 | 穿刺器  | 177090PF  | 177090PF  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04427 | 穿刺器  | VS101512P | VS101512P | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04428 | 穿刺器  | VS150000  | VS150000  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04429 | 穿刺器  | VS101005  | VS101005  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04430 | 穿刺器  | VS100015  | VS100015  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04432 | 穿刺器  | 177092F   | 177092F   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04433 | 穿刺器  | S100000   | S100000   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04434 | 穿刺器  | VS100711P | VS100711P | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04437 | 穿刺器  | 179097P   | 179097P   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04438 | 穿刺器  | 179101    | 179101    | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04439 | 穿刺器  | 179078P   | 179078P   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04440 | 穿刺器  | VS101000  | VS101000  | 美国 Covidien llc |      |



| 流水号      | 产品名称 | 产品规格     | 产品型号     | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|------|----------|----------|-----------------|------|
| QQT04441 | 穿刺器  | 179094   | 179094   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04442 | 穿刺器  | 179096P  | 179096P  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04443 | 穿刺器  | 179094F  | 179094F  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04444 | 穿刺器  | 179096PF | 179096PF | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04445 | 穿刺器  | 177790   | 177790   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04446 | 穿刺器  | 177772   | 177772   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04447 | 穿刺器  | 177791   | 177791   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04448 | 穿刺器  | 179093F  | 179093F  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04451 | 穿刺器  | 176674P  | 176674P  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04452 | 穿刺器  | 176674PF | 176674PF | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04455 | 穿刺器  | 176773P  | 176773P  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04458 | 穿刺器  | 176673PF | 176673PF | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格                   | 产品型号                   | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|------|------------------------|------------------------|-----------------|------|
| QQT04467 | 穿刺器  | 179301\$179303\$179307 | 179301\$179303\$179307 | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04470 | 穿刺器  | VS100705               | VS100705               | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04473 | 穿刺器  | 176673P                | 176673P                | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04475 | 穿刺器  | 175772P                | 175772P                | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04477 | 穿刺器  | VS101012P              | VS101012P              | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04478 | 穿刺器  | 177792                 | 177792                 | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04479 | 穿刺器  | VS101011P              | VS101011P              | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04480 | 穿刺器  | VS070000               | VS070000               | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04481 | 穿刺器  | 179305                 | 179305                 | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04482 | 穿刺器  | 177776                 | 177776                 | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04483 | 穿刺器  | 177794                 | 177794                 | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04484 | 穿刺器  | 175770                 | 175770                 | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格     | 产品型号     | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|------|----------|----------|-----------------|------|
| QQT04485 | 穿刺器  | 179077P  | 179077P  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04486 | 穿刺器  | 179095PF | 179095PF | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04487 | 穿刺器  | 179074P  | 179074P  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04488 | 穿刺器  | 179076P  | 179076P  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04489 | 穿刺器  | 179095P  | 179095P  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04490 | 穿刺器  | 179103P  | 179103P  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04491 | 穿刺器  | 179078PF | 179078PF | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04492 | 穿刺器  | 179097PF | 179097PF | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04493 | 穿刺器  | 176626P  | 176626P  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04494 | 穿刺器  | 176773P  | 176773P  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04495 | 穿刺器  | 179102P  | 179102P  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04496 | 穿刺器  | 177093F  | 177093F  | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                             | 产品型号                             | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|------|
| QQT04497 | 穿刺器         | 177091PF                         | 177091PF                         | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04498 | 穿刺器         | 179075P                          | 179075P                          | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04528 | 钝型穿刺器和注射器   | OMS-T10BTS                       | OMS-T10BTS                       | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04529 | 钝型穿刺器和注射器   | OMS-T12BT                        | OMS-T12BT                        | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04530 | 钝型穿刺器和注射器   | OMS-T10BT                        | OMS-T10BT                        | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04569 | 腔镜下多器械通路装置  | SILSPT5 SILS Port\$Flexible Port | SILSPT5 SILS Port\$Flexible Port | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04570 | 腔镜下多器械通路装置  | SILSPT15 SILS Port Flexible Port | SILSPT15 SILS Port Flexible Port | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04571 | 腔镜下多器械通路装置  | SILSPT12 SILS Port Flexible Port | SILSPT12 SILS Port Flexible Port | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04576 | 球囊穿刺器与充气球囊  | OMSPDB1000                       | OMSPDB1000                       | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04577 | 球囊穿刺器与充气球囊  | OMSPDBS2                         | OMSPDBS2                         | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04578 | 球囊穿刺器与充气球囊  | OMS-T10SB                        | OMS-T10SB                        | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04581 | 微创穿刺针（标准单式） | 65mm\$90mm                       | 标准单式                             | 日本株式会社八光        |      |

| 流水号      | 产品名称         | 产品规格                      | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------------|---------------------------|----------|--------------|------|
| QQT04582 | 微创穿刺针（标准复式）  | 65mm                      | 标准复式     | 日本株式会社八光     |      |
| QQT04583 | 微创穿刺针（单孔气腹式） | 70mm\$95mm                | （单孔气腹式）  | 日本株式会社八光     |      |
| QQT04597 | 一次性穿刺器       | 2+1大号套组（无刀刃，口径10mm，长10cm） | FST20510 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |
| QQT04599 | 一次性穿刺器       | 可视型单支大号套组（口径12mm，长10cm）   | FST12000 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |
| QQT04600 | 一次性穿刺器       | 单支小号套组（刀刃，口径5mm，长10cm）    | FST10507 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |
| QQT04601 | 一次性穿刺器       | 单支大号套组（无刀刃，口径10mm，长10cm）  | FST10510 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |
| QQT04602 | 一次性穿刺器       | 可视型单支小号套组（口径5mm，长10cm）    | FST11000 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |
| QQT04603 | 一次性穿刺器       | 2+1大号套组（刀刃，口径10mm，长10cm）  | FST20510 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |
| QQT04604 | 一次性穿刺器       | 2+1小号套组（刀刃，口径5mm，长10cm）   | FST20507 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |
| QQT04605 | 一次性穿刺器       | 可视型单支大号套组（口径10mm，长10cm）   | FST12000 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |
| QQT04612 | 一次性穿刺器       | 单支小号套组（刀刃，口径5mm，长7cm）     | FST10507 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |
| QQT04613 | 一次性穿刺器       | 2+1小号套组（无刀刃，口径5mm，长7cm）   | FST20507 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称   | 产品规格                      | 产品型号     | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|--------|---------------------------|----------|--------------|------|
| QQT04616 | 一次性穿刺器 | 单支大号套组（刀刃，口径12mm，长10cm）   | FST10510 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |
| QQT04619 | 一次性穿刺器 | 单支小号套组（无刀刃，口径5mm，长7cm）    | FST10507 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |
| QQT04620 | 一次性穿刺器 | 单支大号套组（无刀刃，口径12mm，长10cm）  | FST10510 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |
| QQT04621 | 一次性穿刺器 | 胸腔单支套组（口径15mm，长7cm）       | FST21000 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |
| QQT04622 | 一次性穿刺器 | 胸腔单支套组（口径11mm，长7cm）       | FST21000 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |
| QQT04623 | 一次性穿刺器 | 2+1大号套组（无刀刃，口径12mm，长10cm） | FST20510 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |
| QQT04624 | 一次性穿刺器 | 2+1小号套组（无刀刃，口径5mm，长10cm）  | FST20507 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |
| QQT04625 | 一次性穿刺器 | 胸腔单支套组（口径6mm\$长7cm）       | FST21000 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |
| QQT04627 | 一次性穿刺器 | 单支小号套组（无刀刃，口径5mm，长10cm）   | FST10507 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |
| QQT04628 | 一次性穿刺器 | 单支大号套组（刀刃，口径10mm，长10cm）   | FST10510 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |
| QQT04629 | 一次性穿刺器 | 胸腔单支套组（口径13mm，长7cm）       | FST21000 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |
| QQT04630 | 一次性穿刺器 | 2+1小号套组（刀刃，口径5mm，长7cm）    | FST20507 | 中国台湾普威国际有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称                | 产品规格                                                                                              | 产品型号                                                                           | 生产企业                        | 挂网企业 |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| QQT04631 | 一次性穿刺器              | 2+1大号套组（刀刀，口径12mm\$长10cm）                                                                         | FST20510                                                                       | 中国台湾普威国际有限公司                |      |
| QQT04634 | 一次性穿刺器              | 可视型单支小号套组（口径5mm，长7cm）                                                                             | FST11000                                                                       | 中国台湾普威国际有限公司                |      |
| QQT04635 | 一次性腹腔镜软器械鞘管（腹美软扩张器） | HMFA-150\$HMFA -140\$HMFA-130\$HMFA-120\$HMFA-110；HMFb-150\$HMFb-140\$HMFb-130\$HMFb-             | HMFA-150\$HMFA -140\$HMFA-130\$HMFA-120\$HMFA-110；HMFb-                        | 江苏汉美科技有限公司                  |      |
| QQT04637 | 一次性内镜用穿刺器及附件        | 40005                                                                                             | 40005                                                                          | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT04638 | 一次性内镜用穿刺器及附件        | 40513                                                                                             | 40513                                                                          | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT04639 | 一次性内镜用穿刺器及附件        | 40510\$40810\$41010\$41051U\$41210\$43507\$40507\$41510\$41213\$41044\$41244\$41233\$40015\$35120 | 40510\$40810\$41010\$41051U\$412051U\$41210\$43507\$40507\$41510\$41213\$41044 | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT04640 | 一次性内镜用穿刺器及附件        | 40510\$40810\$41051U\$41510\$40513\$41233\$40015\$40005\$35120\$40522\$451022U                    | 40510\$40810\$41051U\$41510\$4051510\$40513\$41233\$40015\$40005\$35120\$40522 | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT04641 | 一次性内镜用穿刺器及附件        | 43507                                                                                             | 43507                                                                          | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT04642 | 一次性内镜用穿刺器及附件        | 41244                                                                                             | 41244                                                                          | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT04643 | 一次性内镜用穿刺器及附件        | 41213                                                                                             | 41213                                                                          | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT04644 | 一次性内镜用穿刺器及附件        | 41222                                                                                             | 41222                                                                          | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT04645 | 一次性内镜用穿刺器及附件        | 41010                                                                                             | 41010                                                                          | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |

| 流水号      | 产品名称         | 产品规格                                                                                               | 产品型号                                                                   | 生产企业                        | 挂网企业 |
|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| QQT04646 | 一次性内镜用穿刺器及附件 | 40507                                                                                              | 40507                                                                  | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT04647 | 一次性内镜用穿刺器及附件 | 41044                                                                                              | 41044                                                                  | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT04648 | 一次性内镜用穿刺器及附件 | 41022                                                                                              | 41022                                                                  | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT04649 | 一次性内镜用穿刺器及附件 | 35150                                                                                              | 35150                                                                  | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT04650 | 一次性内镜用穿刺器及附件 | 41510                                                                                              | 41510                                                                  | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT04651 | 一次性内镜用穿刺器及附件 | 451022U                                                                                            | 451022U                                                                | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT04652 | 一次性内镜用穿刺器及附件 | 40510                                                                                              | 40510                                                                  | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT04653 | 一次性内镜用穿刺器及附件 | 41233                                                                                              | 41233                                                                  | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT04654 | 一次性内镜用穿刺器及附件 | 41051U                                                                                             | 41051U                                                                 | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT04655 | 一次性内镜用穿刺器及附件 | 40522                                                                                              | 40522                                                                  | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT04656 | 一次性内镜用穿刺器及附件 | 40015                                                                                              | 40015                                                                  | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT04657 | 一次性内镜用穿刺器及附件 | 35120\$40810\$41010\$41210\$43507\$40507\$41510\$41213\$40513\$41044\$41244\$40005\$35150\$40522\$ | 35120\$40810\$41010\$41210\$43507\$40507\$41510\$41213\$40513\$41044\$ | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |



| 流水号      | 产品名称                | 产品规格                                                          | 产品型号                                             | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT04668 | 一次性使用穿刺器            | (1个5mm+2个10mm) 的套装                                            | (1个5mm+2个10mm) 的套装                               | 杭州光典医疗器械有限公司    |      |
| QQT04670 | 一次性使用穿刺器            | 5mm\$10mm                                                     | 5mm\$10mm                                        | 杭州光典医疗器械有限公司    |      |
| QQT04672 | 一次性使用穿刺器            | 4016                                                          | 4016                                             | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04673 | 一次性使用穿刺器            | 复合套装穿刺器：A型\$AK型\$B型\$B2型\$BK型\$C型\$CK型\$CK2型\$D型\$D2型；单支装穿刺器： | 复合套装穿刺器：A型\$AK型\$B型\$B2型\$BK型\$C型\$CK型\$CK2型\$D型 | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |
| QQT04676 | 一次性使用穿刺器            | 4216                                                          | 4216                                             | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04678 | 一次性使用穿刺器            | 选配件穿刺套管：E10型\$选配件穿刺套管：E12型\$选配件穿刺套管：E122型\$选配件穿刺套管：           | 选配件穿刺套管：E10型\$选配件穿刺套管：E12型\$选配件穿刺套管：             | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |
| QQT04694 | 一次性使用多通道单孔腹腔镜术穿刺器   | 常规                                                            | 常规                                               | 泰州市榕兴抗粘敷料有限公司   |      |
| QQT04705 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及穿刺套管   | FSTC5                                                         | FSTC5                                            | 江苏风和医疗器材有限公司    |      |
| QQT04706 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器及穿刺套管   | BSTC12                                                        | BSTC12                                           | 江苏风和医疗器材有限公司    |      |
| QQT04710 | 一次性使用气腹针            | 172015\$172016                                                | 172015\$172016                                   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04711 | 一次性使用气腹针            | 172015\$172016                                                | 172015\$172016                                   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04722 | 一次性使用套管穿刺器（商品名：穿刺针） | A型：套装（包含2支Φ10mm*100mm穿刺器2支Φ5mm*100mm穿刺器）                      | A型：套装（包含2支Φ10mm*100mm穿刺器2支Φ5mm*100mm穿刺器）         | 广州迪克医疗器械有限公司    |      |

| 流水号      | 产品名称                | 产品规格                                              | 产品型号                                              | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT04723 | 一次性使用套管穿刺器（商品名：穿刺针） | A型：套装（包含1支Φ10mm*100mm穿刺器，2支Φ5mm*100mm穿刺器）         | A型：套装（包含1支Φ10mm*100mm穿刺器，2支Φ5mm*100mm穿刺器）         | 广州迪克医疗器械有限公司    |      |
| QQT04724 | 一次性使用套管穿刺器（商品名：穿刺针） | A型：Φ5mm*100mm                                     | A型：Φ5mm*100mm                                     | 广州迪克医疗器械有限公司    |      |
| QQT04725 | 一次性使用套管穿刺器（商品名：穿刺针） | A型：Φ10mm*100mm                                    | A型：Φ10mm*100mm                                    | 广州迪克医疗器械有限公司    |      |
| QQT04726 | 一次性使用套管穿刺器（商品名：穿刺针） | B型：包含1支Φ10mm*100mm穿刺器                             | B型：包含1支Φ10mm*100mm穿刺器                             | 广州迪克医疗器械有限公司    |      |
| QQT04727 | 一次性使用套管穿刺器（商品名：穿刺针） | B型：包含1支Φ5mm*100mm穿刺器                              | B型：包含1支Φ5mm*100mm穿刺器                              | 广州迪克医疗器械有限公司    |      |
| QQT04728 | 一次性使用套管穿刺器（商品名：穿刺针） | B型：包含1支Φ12mm*100mm穿刺器                             | B型：包含1支Φ12mm*100mm穿刺器                             | 广州迪克医疗器械有限公司    |      |
| QQT04729 | 一次性使用套管穿刺器（商品名：穿刺针） | A型：Φ12mm*100mm                                    | A型：Φ12mm*100mm                                    | 广州迪克医疗器械有限公司    |      |
| QQT04730 | 一次性使用套管穿刺器（商品名：穿刺针） | B型：套装（包含2支Φ10mm*100mmB型穿刺器，2支Φ5mm*100mmB型穿刺器，可选配转 | B型：套装（包含2支Φ10mm*100mmB型穿刺器，2支Φ5mm*100mmB型穿刺器，可选配转 | 广州迪克医疗器械有限公司    |      |
| QQT04780 | 一次性使用推结器            | 174510                                            | 174510                                            | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04783 | 一次性使用无刃穿刺器          | NB12STS                                           | NB12STS                                           | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04788 | 一次性使用无刃穿刺器          | NB11STS                                           | NB11STS                                           | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04789 | 一次性使用无刃穿刺器          | NB5LGF                                            | NB5LGF                                            | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号      | 产品名称       | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|------------|-----------|-----------|-----------------|------|
| QQT04791 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB12SHF   | NB12SHF   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04792 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB15LGF   | NB15LGF   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04795 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB8STF    | NB8STF    | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04796 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB11STF   | NB11STF   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04797 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB15STF   | NB15STF   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04798 | 一次性使用无刃穿刺器 | NBFCA5SH  | NBFCA5SH  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04799 | 一次性使用无刃穿刺器 | NBFCA5ST  | NBFCA5ST  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04800 | 一次性使用无刃穿刺器 | NBFCA12ST | NBFCA12ST | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04801 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB12LGF   | NB12LGF   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04802 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB12STS   | NB12STS   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04803 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB8STF    | NB8STF    | 美国 Covidien llc |      |
| QQT04804 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB5LGF    | NB5LGF    | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号      | 产品名称       | 产品规格                                               | 产品型号                                               | 生产企业            | 挂网企业         |
|----------|------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|--------------|
| QQT04807 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB5SHF                                             | NB5SHF                                             | 美国 Covidien llc |              |
| QQT04808 | 一次性使用无刃穿刺器 | NBFCA11ST                                          | NBFCA11ST                                          | 美国 Covidien llc |              |
| QQT04809 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB11STS                                            | NB11STS                                            | 美国 Covidien llc |              |
| QQT04810 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB12SHF                                            | NB12SHF                                            | 美国 Covidien llc |              |
| QQT04811 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB12STF                                            | NB12STF                                            | 美国 Covidien llc |              |
| QQT04812 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB5STF                                             | NB5STF                                             | 美国 Covidien llc |              |
| QQT04813 | 一次性使用无刃穿刺器 | NB15LGF                                            | NB15LGF                                            | 美国 Covidien llc |              |
| QQT04814 | 一次性套管穿刺器   | 带外螺纹型：<br>5.1mm\$5.5mm\$6mm\$10.1mm\$11mm\$12.7mm  | 带外螺纹型：<br>5.1mm\$5.5mm\$6mm\$10.1mm\$11mm\$12.7mm  | 泰州莱赛医疗器械有限公司    | 泰州莱赛医疗器械有限公司 |
| QQT04816 | 一次性套管穿刺器   | 不带外螺纹型：<br>5.1mm\$5.5mm\$6mm\$10.1mm\$11mm\$12.7mm | 不带外螺纹型：<br>5.1mm\$5.5mm\$6mm\$10.1mm\$11mm\$12.7mm | 泰州莱赛医疗器械有限公司    | 泰州莱赛医疗器械有限公司 |
| QQT04819 | 一次性套管穿刺器   | 带外螺纹型\$不带螺纹型                                       | 5.1mm\$5.5mm\$6mm\$10.1mm\$11mm\$12.7mm            | 泰州莱赛医疗器械有限公司    | 泰州莱赛医疗器械有限公司 |
| QQT04820 | 一次性无刃穿刺器   | NB5STFLP                                           | NB5STFLP                                           | 美国 Covidien llc |              |
| QQT04821 | 一次性无刃穿刺器   | NB5SHFLP                                           | NB5SHFLP                                           | 美国 Covidien llc |              |

| 流水号      | 产品名称                   | 产品规格                                                   | 产品型号                                                      | 生产企业                                           | 挂网企业 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| QQT04822 | 一次性无刃穿刺器               | NB3SHFLP                                               | NB3SHFLP                                                  | 美国 Covidien llc                                |      |
| QQT04830 | 一次性使用穿刺器选配件穿刺套管        | 复合套装穿刺器：A型\$复合套装穿刺器：AK型\$复合套装穿刺器：B型\$复合套装穿刺器：B2型\$复    | 复合套装穿刺器：A型\$复合套装穿刺器：AK型\$复合套装穿刺器：B型\$                     | 常州市新能源吻合器总厂有限公司                                |      |
| QQT04831 | 一次性使用腹腔镜套管穿刺套件-套管鞘     | F5LT\$F12LT                                            | F5LT\$F12LT                                               | 江苏风和医疗器材有限公司                                   |      |
| QQT04839 | 一次性使用腹腔镜套管穿刺套件-针芯      | F5LC\$F12LC                                            | F5LC\$F12LC                                               | 江苏风和医疗器材有限公司                                   |      |
| QQT04840 | 一次性使用穿刺器选配件转换帽         | 单支装穿刺器：D3*100型\$单支装穿刺器：D5*100型\$单支装穿刺器：D5*75型\$单支装穿刺器： | 单支装穿刺器：D3*100型\$单支装穿刺器：D5*100型\$单支装穿刺器：                   | 常州市新能源吻合器总厂有限公司                                |      |
| QQT04901 | 膀胱造瘘导管                 | 导管全长：250mm球囊容量：5mL\$导管全长：340mm球囊容量：5mL\$导管全长：430mm球囊   | 8Fr\$10Fr\$12Fr\$14Fr\$16Fr\$18Fr\$20Fr\$22Fr\$24Fr\$26Fr | 日本CREATE MEDIC 株式会社 北海道工厂                      |      |
| QQT04906 | 膀胱造瘘套件                 | 12Fr\$14Fr                                             | 导管全长：250mm\$340mm\$430mm；球囊容量：5mL\$10mL；                  | 日本CREATE MEDIC 株式会社 北海道工厂                      |      |
| QQT04912 | 经皮耻骨上膀胱造瘘导管            | USCS-085025\$USCS-120025\$USCS-140025                  | USCS-085025\$USCS-120025\$USCS-140025                     | 美国Cook Urological Incorporated<br>(美国库克泌尿外科公司) |      |
| QQT04914 | 经皮耻骨上导管套装（商品名：Stamey）  | 081008\$081010\$081012\$081014\$081016\$081308\$081310 | 081008\$081010\$081012\$081014\$081016\$081308\$081310    | 美国Cook Urological Incorporated<br>(美国库克泌尿外科公司) |      |
| QQT05011 | 骨科外固定杞柳支架系列 长臂带半掌功能位支架 | 大\$中\$小                                                | 长臂带半掌功能位支架                                                | 上海高宇医疗器材厂                                      |      |
| QQT05012 | 骨科外固定杞柳支架系列 长臂带前臂支架    | 大\$中\$小                                                | 长臂带前臂支架                                                   | 上海高宇医疗器材厂                                      |      |
| QQT05013 | 骨科外固定杞柳支架系列 长臂带全掌功能位支架 | 大\$中\$小                                                | 长臂带全掌功能位支架                                                | 上海高宇医疗器材厂                                      |      |

| 流水号      | 产品名称                 | 产品规格    | 产品型号                                                   | 生产企业                                         | 挂网企业 |
|----------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|
| QQT05014 | 骨科外固定杞柳支架系列 长臂支架     | 大\$中\$小 | 长臂支架                                                   | 上海高宇医疗器材厂                                    |      |
| QQT05015 | 骨科外固定杞柳支架系列 长腿支架     | 大\$中\$小 | 长腿支架                                                   | 上海高宇医疗器材厂                                    |      |
| QQT05016 | 骨科外固定杞柳支架系列 短腿支架     | 大\$中\$小 | 短腿支架                                                   | 上海高宇医疗器材厂                                    |      |
| QQT05017 | 骨科外固定杞柳支架系列 功能位      | 大\$中\$小 | 功能位                                                    | 上海高宇医疗器材厂                                    |      |
| QQT05018 | 骨科外固定杞柳支架系列 护腰长腿支架   | 大\$中\$小 | 护腰长腿支架                                                 | 上海高宇医疗器材厂                                    |      |
| QQT05019 | 骨科外固定杞柳支架系列 护腰连脚长腿支架 | 大\$中\$小 | 护腰连脚长腿支架                                               | 上海高宇医疗器材厂                                    |      |
| QQT05020 | 骨科外固定杞柳支架系列 颈托       | 大\$中\$小 | 颈托                                                     | 上海高宇医疗器材厂                                    |      |
| QQT05021 | 骨科外固定杞柳支架系列 连脚长腿支架   | 大\$中\$小 | 连脚长腿支架                                                 | 上海高宇医疗器材厂                                    |      |
| QQT05022 | 骨科外固定杞柳支架系列 前臂带全掌支架  | 大\$中\$小 | 前臂带全掌支架                                                | 上海高宇医疗器材厂                                    |      |
| QQT05023 | 骨科外固定杞柳支架系列 前臂支架     | 大\$中\$小 | 前臂支架                                                   | 上海高宇医疗器材厂                                    |      |
| QQT05024 | 骨科外固定杞柳支架系列 外展飞机支架   | 大\$中\$小 | 外展飞机支架                                                 | 上海高宇医疗器材厂                                    |      |
| QQT05183 | 瓣膜成形环（商品名：MEMO 3D）   | 二尖瓣型    | SMD24\$SMD26\$SMD28\$SMD30\$SMD32\$SMD34\$SMD36\$SMD38 | 意大利Sorin Group Italia S.r.l<br>（意大利索林集团有限公司） |      |

| 流水号      | 产品名称                            | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                               | 生产企业                                             | 挂网企业 |
|----------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| QQT05186 | 心脏瓣膜成形环（商品名：Carpentier-Edwards） | Physio:4450M24\$4450M26\$4450M28\$4450M30\$4450M32\$4450M34\$4450M36\$4450M38\$4450M40\$Physi | Physio\$Physio II                                                  | 美国Edwards Lifesciences LLC                       |      |
| QQT05187 | 心脏瓣膜成形环（商品名：Edwards MC3）        | 4900T26\$4900T28\$4900T30\$4900T32\$4900T34\$4900T36                                          | 4900T26\$4900T28\$4900T30\$4900T32\$4900T34\$4900T36               | 美国Edwards Lifesciences LLC                       |      |
| QQT05188 | CarboMedics Ocbis心脏瓣膜           | Orbis*Orbis A100                                                                              | Orbis M2-021\$Orbis M2-023\$Orbis M2-025\$Orbis M2-                | 意大利Sorin Biomedica Cardio S.r.l（意大利索林生物医疗器械有限公司） |      |
| QQT05189 | CarboMedics Optiform人工心脏瓣膜      | Optform                                                                                       | F7-021\$F7-023\$F7-025\$F7-027\$F7-029\$F7-031\$F7-033             | 意大利Sorin Group Italia S.r.l（意大利索林集团有限公司）         |      |
| QQT05190 | CarboMedics心脏瓣膜                 | ReducedR500*Standard M700                                                                     | Reduced R5-019\$Reduced R5-021\$Reduced R5-                        | 意大利Sorin Group Italia S.r.l（意大利索林集团有限公司）         |      |
| QQT05191 | CarboMedics心脏瓣膜                 | Tophat                                                                                        | S5-019\$S5-021\$S5-023\$S5-025\$S5-027                             | 意大利Sorin Group Italia S.r.l（意大利索林集团有限公司）         |      |
| QQT05192 | SORIN心脏瓣膜                       | Bicarbon Fitline二尖瓣                                                                           | MTR19LFM\$MTR21LFM\$MTR23LFM\$MTR25LFM\$MTR27LFM\$MTR29LFM\$MTR31L | 意大利Sorin Group Italia S.r.l（意大利索林集团有限公司）         |      |
| QQT05193 | SORIN心脏瓣膜                       | Bicarbon Fitline主动脉瓣                                                                          | ART19LFA\$ART21LFA\$ART23LFA\$ART25LFA\$ART27LFA\$ART29LFA\$ART31L | 意大利Sorin Group Italia S.r.l（意大利索林集团有限公司）         |      |
| QQT05194 | SORIN心脏瓣膜                       | Bicarbon*主动脉瓣半环上型                                                                             | ART17LSA\$ART19LSA\$ART21LSA\$ART23LSA\$ART25LSA\$ART27LSA         | 意大利Sorin Group Italia S.r.l（意大利索林集团有限公司）         |      |
| QQT05195 | SORIN心脏瓣膜                       | Bicarbon*主动脉瓣完全环上型                                                                            | ART16LOV\$ART18LOV\$ART20LOV\$ART22LOV\$ART24LOV                   | 意大利Sorin Group Italia S.r.l（意大利索林集团有限公司）         |      |
| QQT05196 | 带瓣血管                            | TF30G                                                                                         | TF30G                                                              | 美国 Medtronic ATS Medical, Inc                    |      |
| QQT05197 | 带主动脉瓣血管                         | CP系列                                                                                          | CP-021\$CP-023\$CP-025\$CP-027\$CP-029                             | 美国CarboMedics Inc.                               |      |

| 流水号      | 产品名称                                              | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|----------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| QQT05198 | 带主动脉瓣血管                                           | AP系列                                                                                        | AP-021\$AP-023\$AP-025\$AP-027\$AP-029\$AP-031\$AP-033              | 美国CarboMedics Inc.                                                           |      |
| QQT05199 | 单叶式机械心脏瓣膜                                         | GK-3                                                                                        | 20A\$21A\$23A\$25A\$27A\$23M\$25M\$27M\$29M\$31M                    | 北京思达医用装置有限公司                                                                 |      |
| QQT05203 | 机械心脏瓣膜（SJM Master Series）                         | 主动脉\$二尖瓣                                                                                    | 29AJ-501\$31AJ-501\$29AECJ-502\$31AECJ-                             | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| QQT05205 | 人工心脏瓣膜                                            | M2-021\$M2-023\$M2-025\$M2-027\$M2-029\$M2-031\$M2-033\$A1-019\$A1-021\$A1-023\$A1-025\$A1- | M2-021\$023\$025\$027\$029\$031\$033\$A1-                           | 意大利Sorin Biomedica Cardio S.r.l（意大利索林生物医疗器械有限公司）                             |      |
| QQT05206 | 人工心脏瓣膜                                            | R5-019\$R5-021\$R5-023\$R5-025\$R5-027\$R5-029\$M7-025\$M7-027\$M7-029\$M7-031\$M7-033      | R5-019\$R5-021\$R5-023\$R5-025\$R5-027\$R5-029\$M7-                 | 意大利Sorin Biomedica Cardio S.r.l（意大利索林生物医疗器械有限公司）                             |      |
| QQT05207 | 人工心脏瓣膜（商品名：ATS Open Pivot）                        | 500FA主动脉瓣19mm\$500FA主动脉瓣21mm\$500FA主动脉瓣23mm\$500FA主动脉瓣25mm\$500FA                           | 500FA19\$500FA21\$500FA23\$500FA25\$500FA27\$500FA29\$500DM25\$500D | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| QQT05208 | 人工心脏瓣膜（商品名：ATS Open Pivot）-AP瓣                    | 501DA型主动脉瓣膜22mm\$501DA型主动脉瓣膜24mm\$501DA型主动脉瓣膜26mm\$501DM型二尖瓣                                | 501DA16\$501DA18\$501DA20\$501DA22\$501DA24\$501DA26\$501DM22\$501D | 美国Medtronic Inc.                                                             |      |
| QQT05209 | 人工心脏瓣膜（商品名：CarboMedics Optiform）                  | F7-021\$F7-023\$F7-025\$F7-027\$F7-029\$F7-031\$F7-033                                      | F7-021\$F7-023\$F7-025\$F7-027\$F7-029\$F7-031\$F7-033              | 意大利Sorin Biomedica Cardio S.r.l（意大利索林生物医疗器械有限公司）                             |      |
| QQT05210 | 双叶式机械心脏瓣膜                                         | GKS                                                                                         | 19A\$21A\$23A\$25A\$27A\$23M\$25M\$27M\$29M\$31M                    | 北京思达医用装置有限公司                                                                 |      |
| QQT05215 | 人工心脏瓣膜（商品名：ATS 3F）                                | 21mm\$23mm\$25mm\$27mm\$29mm                                                                | model 1000                                                          | 美国 Medtronic ATS Medical, Inc                                                |      |
| QQT05217 | 生物瓣膜（商品名：Carpentier-Edwards PERIMOUNT Magna Ease） | 7300TF*\$7300TF*25\$7300TF*27\$7300TF*29\$7300TF*31\$*3300TF*25\$3300TF*27\$3300TF*29       | 7300TFX\$7300TFX25\$7300TFX27\$7300TFX29\$7300TFX31\$7300TFX33\$33  | 美国Edwards Lifesciences LLC                                                   |      |
| QQT05218 | 生物瓣膜（商品名：Carpentier-Edwards PERIMOUNT Plus）       | 6900PTF*29                                                                                  | 6900PTFX29                                                          | 美国Edwards Lifesciences LLC                                                   |      |



| 流水号      | 产品名称                                        | 产品规格                                     | 产品型号       | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------|------|
| QQT05219 | 生物瓣膜（商品名：Carpentier-Edwards PERIMOUNT Plus） | 6900PTF*27                               | 6900PTFX27 | 美国Edwards Lifesciences LLC                  |      |
| QQT05220 | 生物瓣膜（商品名：Carpentier-Edwards PERIMOUNT Plus） | 6900PTF*31                               | 6900PTFX31 | 美国Edwards Lifesciences LLC                  |      |
| QQT05221 | 生物瓣膜（商品名：Carpentier-Edwards PERIMOUNT Plus） | 6900PTF*25                               | 6900PTFX25 | 美国Edwards Lifesciences LLC                  |      |
| QQT05222 | 生物瓣膜（商品名：Carpentier-Edwards PERIMOUNT Plus） | 6900PTF*33                               | 690PTFX33  | 美国Edwards Lifesciences LLC                  |      |
| QQT05224 | 生物瓣膜（商品名：Carpentier-Edwards S.A.V）          | 19mm\$21mm\$23mm\$25mm\$27mm\$29mm\$31mm | 主动脉瓣膜2650  | 美国Edwards Lifesciences LLC                  |      |
| QQT05235 | 巴德3DMax补片                                   | 12.4cm*17.3cm                            | 115312     | 美国Davol, Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QQT05236 | 巴德3DMax补片                                   | 10.8cm*16.0cm                            | 115311     | 美国Davol, Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QQT05238 | 巴德3DMax补片                                   | 8.5cm*13.7cm                             | 115320     | 美国Davol, Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QQT05240 | 巴德3DMax补片                                   | 8.5cm*13.7cm                             | 115310     | 美国Davol, Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QQT05279 | 单股聚酯外科补片                                    | TCM1106                                  | TCM1106    | 法国 Sofradim Production                      |      |
| QQT05280 | 单股聚酯外科补片                                    | TCM1510*3                                | TCM1510X3  | 法国 Sofradim Production                      |      |
| QQT05281 | 单股聚酯外科补片                                    | TCM1515*3                                | TCM1515X3  | 法国 Sofradim Production                      |      |

| 流水号      | 产品名称                         | 产品规格                                                  | 产品型号      | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|----------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|------|
| QQT05282 | 单股聚酯外科补片                     | TCM2020                                               | TCM2020   | 法国 Sofradim Production                      |      |
| QQT05283 | 单股聚酯外科补片                     | TCM1515                                               | TCM1515   | 法国 Sofradim Production                      |      |
| QQT05284 | 单股聚酯外科补片                     | TCM1510                                               | TCM1510   | 法国 Sofradim Production                      |      |
| QQT05285 | 单股聚酯外科补片                     | TCM2020*3                                             | TCM2020X3 | 法国 Sofradim Production                      |      |
| QQT05286 | 单股聚酯外科补片                     | TCM3030                                               | TCM3030   | 法国 Sofradim Production                      |      |
| QQT05287 | 单股聚酯外科补片                     | TCM4530                                               | TCM4530   | 法国 Sofradim Production                      |      |
| QQT05288 | 单股聚酯外科补片                     | TCM3015                                               | TCM3015   | 法国 Sofradim Production                      |      |
| QQT05289 | 单股聚酯外科补片                     | TCM1106*3                                             | TCM1106X3 | 法国 Sofradim Production                      |      |
| QQT05291 | 复合疝补片                        | 20*25cm                                               | PEP2025-0 | 意大利 HERNIAMESH S.r.l.                       |      |
| QQT05294 | 腹腔镜专用切口疝补片<br>Composix E / X | 20cm*25cm                                             | 123810    | 美国Daval, Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QQT05300 | 矩形补片                         | 70*110mm\$70*120mm\$70*130mm\$70*1400mm\$70*150mm     | WGY-J     | 江苏圣宝罗药业有限公司                                 |      |
| QQT05301 | 矩形补片                         | 70*50mm\$70*60mm\$70*70mm\$70*80mm\$70*90mm\$70*100mm | WGY-J     | 江苏圣宝罗药业有限公司                                 |      |

| 流水号      | 产品名称                                    | 产品规格                                                  | 产品型号              | 生产企业                   | 挂网企业 |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|------|
| QQT05302 | 矩形补片                                    | 50*110mm\$50*120mm\$50*130mm\$50*140mm\$50*150mm      | WGY-J             | 江苏圣宝罗药业有限公司            |      |
| QQT05303 | 矩形补片                                    | 60*50mm\$60*60mm\$60*70mm\$60*80mm\$60*90mm\$60*100mm | WGY-J             | 江苏圣宝罗药业有限公司            |      |
| QQT05304 | 矩形补片                                    | 60*110mm\$60*120mm\$60*130mm\$60*140mm\$60*150mm      | WGY-J             | 江苏圣宝罗药业有限公司            |      |
| QQT05305 | 矩形补片                                    | 50*50mm\$50*60mm\$50*70mm\$50*80mm\$50*90mm\$50*100mm | WGY-J             | 江苏圣宝罗药业有限公司            |      |
| QQT05308 | 聚丙烯和聚乳酸复合补片<br>(商品名: Parietene Progrid) | PP1208DR PP1208DL                                     | PP1208DR PP1208DL | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT05309 | 聚丙烯和聚乳酸复合补片<br>(商品名: Parietene Progrid) | PP1509G                                               | PP1509G           | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT05311 | 聚酯和聚乳酸补片                                | TEM1409GR                                             | TEM1409GR         | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT05312 | 聚酯和聚乳酸补片                                | TEM1509G                                              | TEM1509G          | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT05313 | 聚酯和聚乳酸补片                                | TEM1208GL                                             | TEM1208GL         | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT05314 | 聚酯和聚乳酸补片                                | TEM1409GL                                             | TEM1409GL         | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT05315 | 聚酯和聚乳酸补片                                | TEM1208GR                                             | TEM1208GR         | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT05316 | 聚酯和聚乳酸补片                                | TEM1515G                                              | TEM1515G          | 法国 Sofradim Production |      |

| 流水号      | 产品名称           | 产品规格                             | 产品型号     | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|----------------|----------------------------------|----------|-------------------------|------|
| QQT05321 | 盆底脱垂补片G10151   | 11*16cm                          | G10151   | 法国 Aspide Medical       |      |
| QQT05322 | 盆底脱垂补片G15181   | 15*18cm                          | G15181   | 法国 Aspide Medical       |      |
| QQT05323 | 盆底脱垂补片V510p-2R | 5*10cm                           | V510p-2R | 法国 Aspide Medical       |      |
| QQT05324 | 盆底脱垂补片V511p-4C | 5*7cm                            | V511p-4C | 法国 Aspide Medical       |      |
| QQT05325 | 盆底脱垂补片V615p-4C | 4.5*8cm                          | V615p-4C | 法国 Aspide Medical       |      |
| QQT05326 | 盆底脱垂补片V617p-2R | 5*10cm                           | V617p-2R | 法国 Aspide Medical       |      |
| QQT05327 | 盆底脱垂补片V670p-2C | 5*7cm                            | V670p-2C | 法国 Aspide Medical       |      |
| QQT05477 | 疝补片            | HERMESH4 30*30cm（有双向弹性的大孔补片）     | H43030   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05478 | 疝补片            | HERTRA0 20*20cm                  | HTR02020 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05479 | 疝补片            | HERTRA7 5*11cm（超轻大孔预成型补片）        | HTR70511 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05480 | 疝补片            | 8*15cm（轻型大孔补片）                   | H60815   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05481 | 疝补片            | 柠檬形带偏心孔开口的补片和4.5*10cm刚性的预裁补片构成套装 | H1T5R    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格                                                 | 产品型号       | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------|
| QQT05482 | 疝补片  | 超轻型中号网塞套装                                            | H6T25H3    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05483 | 疝补片  | 4. 5*10cm（不带预裁精索开口，半刚性补片）                            | HTR2A      | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05484 | 疝补片  | 三维大号网塞和*半刚性方形补片底座                                    | PT37H2L    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05485 | 疝补片  | 直径5cm，带有偏心孔开口的刚性补片                                   | PT4R-R     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05486 | 疝补片  | 带有偏心孔开口的刚性预成型补片                                      | PT50-R     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05487 | 疝补片  | 圆形直径5cm带偏心孔开口的刚性补片和4. 5*10cm的半刚性预裁补片及直径7cm不带偏心孔开口的补片 | H2T17T4R-R | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05488 | 疝补片  | 轻型小号网塞套装                                             | H2T23H3    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05489 | 疝补片  | HERMESH5 6*11cm（大孔软补片）                               | H50611     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05490 | 疝补片  | HERMESH5 30*30cm（大孔软补片）                              | H53030     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05491 | 疝补片  | 15*15cm（超轻型大孔补片）                                     | H71515     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05492 | 疝补片  | 6*11cm（轻量型大孔补片）                                      | H80611     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05493 | 疝补片  | 10*15cm（轻量型大孔补片）                                     | H81015     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格                                               | 产品型号       | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|------|----------------------------------------------------|------------|-------------------------|------|
| QQT05494 | 疝补片  | 圆形直径5cm带中心孔开口的刚性补片和4.5*10cm的预裁补片及直径7cm不带偏心孔开口的补片构成 | H1T17T4C-R | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05495 | 疝补片  | HERMESH3 2.5*10cm（大孔补片）                            | H30210     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05496 | 疝补片  | HERMESH4 15*15cm（有双向弹性的大孔补片）                       | H41515     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05497 | 疝补片  | 直径5cm平底网塞                                          | PT1/5      | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05498 | 疝补片  | 圆形刚性带偏心孔开口的补片和4.5*10cm的刚性预裁补片构成套装                  | H1T4R-R    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05499 | 疝补片  | 圆形直径5cm带偏心孔开口的补片和4.5*10cm的预裁补片及直径7cm不带偏心孔开口的补片构成套装 | H2T17T4R-S | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05500 | 疝补片  | 小号三维网塞，圆形底座直径3cm，突起高度1.2cm                         | PT2/3      | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05501 | 疝补片  | 大号三维网塞，圆形底座直径7cm，突起高度2.6cm                         | PT2/7      | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05502 | 疝补片  | HERMESH3 15*15cm（大孔补片）                             | H31515     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05503 | 疝补片  | 30*30cm（轻型大孔补片）                                    | H63030     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05504 | 疝补片  | 直径5cm，带有偏心孔开口的四轴向编织补片                              | PT4R-Q     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05505 | 疝补片  | 11*14cm大孔预成型中号椭圆形补片                                | OP1114-H3  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格                              | 产品型号     | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|------|-----------------------------------|----------|-------------------------|------|
| QQT05506 | 疝补片  | 轻型小号三维网塞，圆形底座直径3cm，突起高度1.2cm      | PT2/3-H3 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05507 | 疝补片  | HERTRA0 15*15cm                   | HTR01515 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05508 | 疝补片  | HERMESH3 30*30cm（大孔补片）            | H33030   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05509 | 疝补片  | HERMESH4 5*30.5cm（有双向弹性的大孔补片）     | H40530   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05510 | 疝补片  | HERMESH5 2.5*10cm（大孔软补片）          | H50210   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05511 | 疝补片  | HERMESH5 25*35.5cm（大孔软补片）         | H52535   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05512 | 疝补片  | 轻型中号网塞套装                          | H2T25H3  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05513 | 疝补片  | 腹膜前修补用补片与预裁补片构成套装                 | H1T25    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05514 | 疝补片  | 柠檬形带偏心孔开口的补片和4.5*10cm的半刚性预裁补片构成套装 | H2T5R    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05515 | 疝补片  | HERMESH4 6*11cm（有双向弹性的大孔补片）       | H40611   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05516 | 疝补片  | 直径5cm，带有中心孔开口的刚性补片                | PT4C-R   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05517 | 疝补片  | HERTRA9A 4.5*10cm（四轴向编织的轻型预成型补片）  | HTR9A    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格                                | 产品型号     | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------|------|
| QQT05518 | 疝补片  | 轻型中号三维网塞，圆形底座直径5cm，突起高度2.0cm        | PT2/5-H3 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05519 | 疝补片  | HERTRA9A 5*11cm（四轴向编织的轻型预成型补片）      | HTR9A511 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05520 | 疝补片  | HERMESH4 2.5*10cm（有双向弹性的大孔补片）       | H40210   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05521 | 疝补片  | 直径5cm，带有中心孔开口的半刚性补片                 | PT4C-S   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05522 | 疝补片  | HERMESH5 5*30.5cm（大孔软补片）            | H50530   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05523 | 疝补片  | HERMESH5 8*15cm（大孔软补片）              | H50815   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05524 | 疝补片  | 6*11cm（轻型大孔补片）                      | H60611   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05525 | 疝补片  | 三维中号网塞和*半刚性方形补片底座                   | PT35H2L  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05526 | 疝补片  | 8*12cm半刚性预成型小号椭圆形补片                 | OP0812-S | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05527 | 疝补片  | 4.5*10cm的刚性预裁补片及直径7cm不带偏心孔开口的补片构成套装 | H1T17    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05528 | 疝补片  | HERTRA9 5*11cm（四轴向编织的轻型预成型补片）       | HTR90511 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05529 | 疝补片  | HERMESH5 15*15cm（大孔软补片）             | H51515   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |



| 流水号      | 产品名称 | 产品规格                                   | 产品型号     | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|------|----------------------------------------|----------|-------------------------|------|
| QQT05530 | 疝补片  | 16*40cm（轻量型大孔补片）                       | H81640   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05531 | 疝补片  | 带有中心孔的半刚性椭圆形结肠造口补片                     | CM1418-S | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05532 | 疝补片  | 腹膜前修补用补片与预裁补片构成套装                      | H1T27    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05533 | 疝补片  | Trabucco技术补片与大号网塞构成套装                  | H2AT25   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05534 | 疝补片  | 4. 5*10cm的预裁补片及直径5cm和7cm不带偏心孔开口的补片构成套装 | H1T15T17 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05535 | 疝补片  | 4. 5*10cm的半刚性预裁补片及直径7cm不带偏心孔开口的补片构成套装  | H2T17    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05536 | 疝补片  | 4. 5*10cm（带预裁精索开口，半刚性补片）               | HTR02    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05537 | 疝补片  | 带有偏心孔开口的半刚性预成型补片                       | PT50-S   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05538 | 疝补片  | 直径10cm的圆形刚性补片                          | HT1C10   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05539 | 疝补片  | 大号网塞套装                                 | H2T27    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05540 | 疝补片  | 圆形半刚性带偏心孔开口的补片和4. 5*10cm的半刚性预裁补片构成套装   | H2T4R-S  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05541 | 疝补片  | Trabucco技术补片与特大号网塞构成套装                 | H2AT27   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格                                         | 产品型号     | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|------|----------------------------------------------|----------|-------------------------|------|
| QQT05542 | 疝补片  | HERTRA0 30*30cm                              | HTR03030 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05543 | 疝补片  | 30*30cm（超轻型大孔补片）                             | H73030   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05544 | 疝补片  | 三维大号网塞和*柔软方形补片底座                             | PT37H3S  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05545 | 疝补片  | 轻型大号三维网塞，圆形底座直径7.0cm，突起高度2.6cm               | PT2/7-H3 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05546 | 疝补片  | 11*14cm椭圆形补片                                 | OP1114   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05547 | 疝补片  | 14*18cm半刚性预成型大号椭圆形补片                         | OP1418-S | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05548 | 疝补片  | 轻型大号网塞套装                                     | H2T27H3  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05549 | 疝补片  | HERMESH4 25*35.5cm（有双向弹性的大孔补片）               | H42535   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05550 | 疝补片  | 超轻型小号网塞套装                                    | H6T23H3  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05551 | 疝补片  | 30*30cm（轻量型大孔补片）                             | H83030   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05552 | 疝补片  | 直径10cm的圆形半刚性补片                               | HT2C10   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05553 | 疝补片  | 由直径7cm不带偏心孔开口的补片和4.5*10cm的半刚性不带预裁精索开口的补片构成套装 | H2AT17   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格                               | 产品型号     | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|------|------------------------------------|----------|-------------------------|------|
| QQT05554 | 疝补片  | HERMESH3 6*11cm（大孔补片）              | H30611   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05555 | 疝补片  | HERMESH4 8*15cm（有双向弹性的大孔补片）        | H40815   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05556 | 疝补片  | 15*15cm（轻量型大孔补片）                   | H81515   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05557 | 疝补片  | 直径7cm平底网塞                          | PT1/7    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05558 | 疝补片  | 三维大号网塞*10*14cm 柔软方形补片底座            | PT37H3L  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05559 | 疝补片  | 直径5cm，带有偏心孔开口的半刚性补片                | PT4R-S   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05560 | 疝补片  | 中号网塞套装                             | H2T25    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05561 | 疝补片  | 圆形半刚性带偏心孔开口的补片和4.5*10cm的刚性预裁补片构成套装 | H1T4R-S  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05562 | 疝补片  | HERTRA6 5*11cm（轻大孔预成型补片）           | HTR60511 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05563 | 疝补片  | HERTRA6A 5*11cm（轻大孔预成型补片）          | HTR6A511 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05564 | 疝补片  | HERMESH3 25*35.5cm（大孔补片）           | H32535   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05565 | 疝补片  | 8*15cm（轻量型大孔补片）                    | H80815   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格                                         | 产品型号    | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|------|----------------------------------------------|---------|-------------------------|------|
| QQT05566 | 疝补片  | 三维中号网塞*10*14cm 柔软方形补片底座                      | PT35H3L | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05567 | 疝补片  | HERTRA9 4.5*10cm（四轴向编织的轻型预成型补片）              | HTR09   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05568 | 疝补片  | HERMESH3 5*30.5cm（大孔补片）                      | H30530  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05569 | 疝补片  | HERMESH3 8*15cm（大孔补片）                        | H30815  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05570 | 疝补片  | 6*11cm（超轻型大孔补片）                              | H70611  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05571 | 疝补片  | 8*15cm（超轻型大孔补片）                              | H70815  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05572 | 疝补片  | 8*12cm椭圆形补片                                  | OP0812  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05573 | 疝补片  | 直径5cm，带有偏心孔开口的四轴向编织补片和4.5*10cm的四轴向编织预裁补片构成套装 | H9T4R-Q | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05574 | 疝补片  | 4.5*10cm（带预裁精索开口，刚性补片）                       | HTR01   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05575 | 疝补片  | 15*15cm（轻型大孔补片）                              | H61515  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05576 | 疝补片  | 中号三维网塞，圆形底座直径5cm，突起高度2.0cm                   | PT2/5   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT05577 | 疝补片  | 小号网塞套装                                       | H2T23   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |

| 流水号      | 产品名称                | 产品规格                                                | 产品型号          | 生产企业                                                             | 挂网企业 |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|
| QQT05578 | 疝补片                 | 超轻型大号网塞套装                                           | H6T27H3       | 意大利 HERNIAMESH S. r. l.                                          |      |
| QQT05579 | 疝补片                 | 14*18cm椭圆形补片                                        | OP1418        | 意大利 HERNIAMESH S. r. l.                                          |      |
| QQT05580 | 疝补片                 | 11*14cm半刚性预成型中号椭圆形补片                                | OP1114-S      | 意大利 HERNIAMESH S. r. l.                                          |      |
| QQT05581 | 疝补片                 | 圆形直径5cm带偏心孔开口的半刚性补片和4.5*10cm的刚性预裁补片及直径7cm不带偏心孔开口的补片 | H1T17T4R-S    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l.                                          |      |
| QQT05582 | 疝补片                 | 圆形直径5cm带中心孔开口的刚性补片和4.5*10cm的预裁补片及直径7cm不带偏心孔开口的补片构成  | H2T17T4C-S    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l.                                          |      |
| QQT05592 | 疝气补片                | IPOM                                                | 15.0cm*15.0cm | 德国 FEG Textiltechnik Forschungs-und Entwicklungsgesellschaft mbH |      |
| QQT06186 | 疝修补预裁补片（Sperma Tex） | 6cm*14.2cm                                          | 114700        | 美国Davol, Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc.                      |      |
| QQT06205 | 外科补片（商品名：Parietene） | PP1515T                                             | PP1515T       | 法国 Sofradim Production                                           |      |
| QQT06206 | 外科补片（商品名：Parietene） | PP2020                                              | PP2020        | 法国 Sofradim Production                                           |      |
| QQT06207 | 外科补片（商品名：Parietene） | PPL2020                                             | PPL2020       | 法国 Sofradim Production                                           |      |
| QQT06208 | 外科补片（商品名：Parietene） | PP1515                                              | PP1515        | 法国 Sofradim Production                                           |      |
| QQT06209 | 外科补片（商品名：Parietene） | PPL3030                                             | PPL3030       | 法国 Sofradim Production                                           |      |

| 流水号      | 产品名称                          | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业                   | 挂网企业 |
|----------|-------------------------------|-------------|-------------|------------------------|------|
| QQT06210 | 外科补片（商品名：<br>Parietene）       | PPL1510*3   | PPL1510X3   | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06211 | 外科补片（商品名：<br>Parietene）       | PP1510*3    | PP1510X3    | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06212 | 外科补片（商品名：<br>Parietene）       | PP3030      | PP3030      | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06213 | 外科补片（商品名：<br>Parietene）       | PP0611*3    | PP0611X3    | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06214 | 外科补片（商品名：<br>Parietene）       | PPL1515     | PPL1515     | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06215 | 外科补片（商品名：<br>Parietene）       | PPL0611*3   | PPL0611X3   | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06217 | 外科补片（商品名：<br>Parietex UGYTEX） | UGY1705     | UGY1705     | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06222 | 外科补片（商品名：<br>Parietex）        | TECR3030    | TECR3030    | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06223 | 外科补片（商品名：<br>Parietex）        | TECRT8      | TECRT8      | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06224 | 外科补片（商品名：<br>Parietex）        | TECT1612AFL | TECT1612AFL | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06225 | 外科补片（商品名：<br>Parietex）        | TECT1309AR  | TECT1309AR  | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06226 | 外科补片（商品名：<br>Parietex）        | TEC3030     | TEC3030     | 法国 Sofradim Production |      |

| 流水号      | 产品名称                   | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业                   | 挂网企业 |
|----------|------------------------|------------|------------|------------------------|------|
| QQT06227 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TET1515    | TET1515    | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06228 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TET2020    | TET2020    | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06229 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TET1208DR  | TET1208DR  | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06230 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TEC1309    | TEC1309    | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06231 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TET1510    | TET1510    | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06232 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TEC1510    | TEC1510    | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06233 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TEC1515    | TEC1515    | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06234 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TECR1510AR | TECR1510AR | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06235 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TECRT6     | TECRT6     | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06236 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TET1208DL  | TET1208DL  | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06237 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TET1409DL  | TET1409DL  | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06238 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TET3030    | TET3030    | 法国 Sofradim Production |      |

| 流水号      | 产品名称                   | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业                   | 挂网企业 |
|----------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|------|
| QQT06239 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TECT1510AL  | TECT1510AL  | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06240 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TECT1612AFR | TECT1612AFR | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06241 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TECR1515    | TECR1515    | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06242 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TECR1510    | TECR1510    | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06243 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TECT1510AR  | TECT1510AR  | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06244 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TEC2020     | TEC2020     | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06245 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TET1409DR   | TET1409DR   | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06246 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TET1309     | TET1309     | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06247 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TECT1309AL  | TECT1309AL  | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06248 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TECR1510AL  | TECR1510AL  | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06249 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TECT1612AL  | TECT1612AL  | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT06310 | 修补片和修补塞                | SPMM-35     | SPMM-35     | 美国 Covidien llc        |      |



| 流水号      | 产品名称    | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|---------|-----------|-----------|-----------------|------|
| QQT06311 | 修补片和修补塞 | SMPM-02   | SMPM-02   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT06312 | 修补片和修补塞 | SPMM-149  | SPMM-149  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT06313 | 修补片和修补塞 | SPM-14-W  | SPM-14-W  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT06314 | 修补片和修补塞 | SMPL-01   | SMPL-01   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT06315 | 修补片和修补塞 | SPMM-24   | SPMM-24   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT06316 | 修补片和修补塞 | SPM-14    | SPM-14    | 美国 Covidien llc |      |
| QQT06317 | 修补片和修补塞 | SPMM-46   | SPMM-46   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT06318 | 修补片和修补塞 | SPM-149   | SPM-149   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT06319 | 修补片和修补塞 | SPMM-14   | SPMM-14   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT06320 | 修补片和修补塞 | SPM-149-W | SPM-149-W | 美国 Covidien llc |      |
| QQT06321 | 修补片和修补塞 | SPMM-66   | SPMM-66   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT06322 | 修补片和修补塞 | SPM-66-W  | SPM-66-W  | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号      | 产品名称                   | 产品规格            | 产品型号      | 生产企业              | 挂网企业 |
|----------|------------------------|-----------------|-----------|-------------------|------|
| QQT06323 | 修补片和修补塞                | SPM-35-W        | SPM-35-W  | 美国 Covidien llc   |      |
| QQT06324 | 预成型补片                  | 128*55（单位：mm）   | WGY-P-B   | 江苏圣宝罗药业有限公司       |      |
| QQT06325 | 预成型补片                  | 148*65（单位：mm）   | WGY-P-A1  | 江苏圣宝罗药业有限公司       |      |
| QQT06326 | 预成型补片                  | 118*50（单位：mm）   | WGY-P-C   | 江苏圣宝罗药业有限公司       |      |
| QQT06327 | 预成型补片                  | 138*60（单位：mm）   | WGY-P-A   | 江苏圣宝罗药业有限公司       |      |
| QQT06329 | 组织修补片（商品名：ASPIDE MESH） | 6.5*13cm 直径10cm | TEplugXLp | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06330 | 组织修补片（商品名：ASPIDE MESH） | 6.5*13cm 直径10cm | E33XL     | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06331 | 组织修补片103030g           | 星形              | 103030g   | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06332 | 组织修补片15613P            | 6*13cm          | 15613P    | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06333 | 组织修补片2812p             | 编织类*0.14丝径      | 2812p     | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06334 | 组织修补片3D1013-8          | 3D定位10*13       | 3D1013-8  | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06335 | 组织修补片3D1115-8          | 3D定位11*15       | 3D1115-8  | 法国 Aspide Medical |      |

| 流水号      | 产品名称         | 产品规格            | 产品型号    | 生产企业              | 挂网企业 |
|----------|--------------|-----------------|---------|-------------------|------|
| QQT06336 | 组织修补片3D1215g | 编织类3D补片 12*15cm | 3D1215g | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06337 | 组织修补片41515p  | 15*15*0.14      | 41515p  | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06338 | 组织修补片47410P  | 4.5*10cm        | 47410P  | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06339 | 组织修补片511015P | 长方形10*15cm      | 511015P | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06340 | 组织修补片5255P   | 直径5cm           | 5255P   | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06341 | 组织修补片551014P | 10*14cm         | 551014P | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06342 | 组织修补片56913P  | 9*13cm          | 56913P  | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06343 | 组织修补片57611g  | 长方形6*11cm       | 57611g  | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06344 | 组织修补片59611p  | 6*11cm          | 59611p  | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06345 | 组织修补片91515g  | 正方形15*15cm      | 91515g  | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06346 | 组织修补片E331g   | 降落伞*10cm        | E331g   | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06347 | 组织修补片E33XLp  | 降落伞*10cm        | E33XLp  | 法国 Aspide Medical |      |

| 流水号      | 产品名称            | 产品规格                          | 产品型号       | 生产企业              | 挂网企业 |
|----------|-----------------|-------------------------------|------------|-------------------|------|
| QQT06348 | 组织修补片T1014-8    | 水滴形** 14cm                    | T1014-8    | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06349 | 组织修补片T1415-8    | 长方形** 15cm                    | T1415-8    | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06350 | 组织修补片T613-8S    | 裁剪形 6*13cm                    | T613-8S    | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06351 | 组织修补片T913       | 9*13cm                        | T913       | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06352 | 组织修补片Talfi-8    | 4.5*10cm                      | Talfi-8    | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06353 | 组织修补片Tealfil10F | 星形补片 4.5*10预裁                 | Tealfil10F | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06354 | 组织修补片Tealfil-8  | 降落伞*10cm                      | Tealfil-8  | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06355 | 组织修补片TEalfiS-8  | 网塞4.5*10cm 直径6cm              | TEalfiS-8  | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06356 | 组织修补片TEL613-8   | 降落伞形10cm*预裁6*13               | TEL613-8   | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06357 | 组织修补片TeplugL    | NT推入疝修补装置*预裁编织平片<br>6*13      | TeplugL    | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06358 | 组织修补片TEplugM    | 网塞4.5*10cm 直径8cm              | TEplugM    | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06359 | 组织修补片TeplugXL   | NT推入式疝修补装置 10cm+非<br>编织预裁6*13 | TeplugXL   | 法国 Aspide Medical |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                      | 产品型号        | 生产企业              | 挂网企业 |
|----------|------------------|---------------------------|-------------|-------------------|------|
| QQT06360 | 组织修补片TeplugXLP   | 推入式疝修补装置*+ 预裁编织<br>6*13cm | TeplugXLP   | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06361 | 组织修补片TintraE1522 | 椭圆形 22*15*10cm            | TintraE1522 | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06362 | 组织修补片TintraE3030 | 椭圆形 30*30*20              | TintraE3030 | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06363 | 组织修补片TintraF     | 非编织网片* (central point)    | TintraF     | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06364 | 组织修补片TintraL     | 裁剪形 30*30*20cm            | TintraL     | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06365 | 组织修补片TintraM     | 裁剪形 22*15*10cm            | TintraM     | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06366 | 组织修补片Tintra02636 | 椭圆形26*36cm                | Tintra02636 | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06367 | 组织修补片TintraR     | 长方形** 15cm                | TintraR     | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06368 | 组织修补片TintraR1015 | 长方形 10*15                 | TintraR1015 | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06369 | 组织修补片TintraR1415 | 长方形*带标识                   | TintraR1415 | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06370 | 组织修补片TintraS     | 长方形** 15cm                | TintraS     | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT06371 | 组织修补片TintraXL    | 非编织网片20*30cm              | TintraXL    | 法国 Aspide Medical |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                        | 产品型号        | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|------|
| QQT06372 | 组织修补片TintraXM    | 非编织网片10*15cm                | TintraXM    | 法国 Aspide Medical       |      |
| QQT06373 | 组织修补片TintraXS    | 非编制网片8*12cm                 | TintraXS    | 法国 Aspide Medical       |      |
| QQT06374 | 组织修补片TPINTRA1215 | 预裁12*15 带护孔                 | TPINTRA1215 | 法国 Aspide Medical       |      |
| QQT06375 | 组织修补片TPINTRA1520 | 预裁形*带护孔                     | TPINTRA1520 | 法国 Aspide Medical       |      |
| QQT06376 | 组织修补片TPINTRA67   | 食道裂隙疝专用预裁 6*7cm             | TPINTRA67   | 法国 Aspide Medical       |      |
| QQT06377 | 组织修补片TPINTRA811  | 食道裂隙疝专用预裁形 8*11             | TPINTRA811  | 法国 Aspide Medical       |      |
| QQT06390 | 外科生物补片—心胸外科生物补片  | 3*4cm                       | 心胸外科生物补片    | 北京佰仁医疗科技有限公司            |      |
| QQT06391 | 外科生物补片—心胸外科生物补片  | 6*8cm                       | 心胸外科生物补片    | 北京佰仁医疗科技有限公司            |      |
| QQT06392 | 外科生物补片—心胸外科生物补片  | 2*3cm                       | 心胸外科生物补片    | 北京佰仁医疗科技有限公司            |      |
| QQT06393 | 外科生物补片—心胸外科生物补片  | 10*10cm                     | 心胸外科生物补片    | 北京佰仁医疗科技有限公司            |      |
| QQT06394 | 外科生物补片—心胸外科生物补片  | 4*6cm                       | 心胸外科生物补片    | 北京佰仁医疗科技有限公司            |      |
| QQT06398 | 妇科补片             | 10*15cm, 厚0.58mm, 矩形的轻质大孔补片 | PM1015      | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格                                                              | 产品型号                                                                         | 生产企业                         | 挂网企业 |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| QQT06402 | 组织修补片G1518p   | 长方形 15*18cm                                                       | G1518p                                                                       | 法国 Aspide Medical            |      |
| QQT06403 | 组织修补片G819p    | 长方形10*15                                                          | G819p                                                                        | 法国 Aspide Medical            |      |
| QQT06404 | 组织修补片V510p-2R | 预裁补片 5*10                                                         | V510p-2R                                                                     | 法国 Aspide Medical            |      |
| QQT06405 | 组织修补片V511P-4C | 预裁补片5*11                                                          | V511P-4C                                                                     | 法国 Aspide Medical            |      |
| QQT06406 | 单分叉双绒编织人造血管   | 22mm*50cm*24mm*50cm*1分支\$*1<br>分支\$30mm*50cm*32mm*50cm*1分<br>支\$  | M00202175820P0\$M0020<br>2175822P0\$M002021758<br>24P0\$M00202175826P0\$     | 美国 MAQUET Cardiovascular LLC |      |
| QQT06550 | 人造血管          | 心脏三分叉，长度：主干40cm，<br>分叉15cm；内径主干20-34mm<br>（以1mm为间隔），分叉8-10mm      | 73201088\$73221088\$73<br>241088\$73261088\$7328<br>1088\$73301088\$733210   | 英国 Vascutek Limited          |      |
| QQT06551 | 人造血管          | 腹部分叉，长度45cm，内径主干<br>12-24cm（以1cm为间隔），分叉<br>6-12mm（以1mm为间隔）        | 731206\$731407\$731608<br>\$731809\$732010\$73221<br>1\$732412\$631206\$6314 | 英国 Vascutek Limited          |      |
| QQT06552 | 人造血管          | 心脏一分叉（侧分支加长）长度<br>主干50cm，分叉15cm，25cm；内<br>径主干22-32mm（以2mm为间       | 7355022/8s\$735024/8s<br>\$735026/8s\$735028/8s<br>\$735030/8s\$735032/8s    | 英国 Vascutek Limited          |      |
| QQT06553 | 人造血管          | 心脏四分叉，长度：主干40cm，<br>分叉15cm；内径20-34mm，（以<br>1mm为间隔）分叉8-10mm（以1mm   | 73201088/8\$73221088/<br>8\$73241088/8\$7326108<br>8/8\$73281088/8\$73301    | 英国 Vascutek Limited          |      |
| QQT06554 | 人造血管          | 心脏一分叉，长度主干20cm，<br>40cm，50cm，分叉15cm，25cm；<br>内径主干20-34mm（以1mm为间   | 734022/8\$734024/8\$73<br>4026/8\$734028/8\$7340<br>30/8\$734032/8\$734034   | 英国 Vascutek Limited          |      |
| QQT06555 | 人造血管          | 胸腹分叉血管，长度主干60cm，<br>分叉15cm；内径主干20，30mm，<br>分叉8，10mm               | 736026/12*4\$736028/1<br>2*4\$732010108/8S4\$73<br>2210108/8S4\$73241010     | 英国 Vascutek Limited          |      |
| QQT06556 | 人造血管          | 直型血管，长度40cm，内径6mm\$<br>直型血管，长度40cm，内径7mm\$<br>直型血管，长度40cm，内径8mm\$ | 734030\$734032\$734034<br>\$734036\$734038\$73501<br>8\$735020\$735022\$7350 | 英国 Vascutek Limited          |      |

| 流水号      | 产品名称       | 产品规格                                                                                                 | 产品型号                                                                         | 生产企业                         | 挂网企业 |
|----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| QQT06557 | 人造血管       | 直型血管, 长度20cm, 内径6mm\$<br>直型血管, 长度20cm, 内径7mm\$<br>直型血管, 长度20cm, 内径8mm\$                              | 732030\$732032\$732034<br>\$732038\$732518\$73252<br>0\$732522\$732524\$7325 | 英国 Vascutek Limited          |      |
| QQT06558 | 人造血管       | 腋双股血管, 长度40, 10cm, 内<br>径6mm\$腋双股血管, 长度40,<br>10cm, 内径7mm\$腋双股血管, 长                                  | 450808\$460808\$451010<br>\$461010\$451008\$46100<br>8\$490808\$491010\$4910 | 英国 Vascutek Limited          |      |
| QQT06559 | 人造血管       | 直径16, 长度45CM\$直径18, 长<br>度45CM\$直径20, 长度45CM                                                         | 731607DB8\$731808DB9\$<br>732009DB10                                         | 英国 Vascutek Limited          |      |
| QQT06560 | 人造血管       | 直型血管, 长度10cm, 内径5mm\$<br>直型血管, 长度10cm, 内径6mm\$<br>直型血管, 长度10cm, 内径7mm\$                              | 731030\$731032\$731034<br>\$731038\$731218\$7<br>31220\$731222\$731224\$     | 英国 Vascutek Limited          |      |
| QQT06561 | 人造血管       | 腹部多分叉. 直径12, 长度45cm\$<br>腹部多分叉. 直径14, 长度45cm\$<br>腹部多分叉. 直径16, 长度45cm                                | 731206/7\$731407/7\$73<br>1608/7                                             | 英国 Vascutek Limited          |      |
| QQT06562 | 人造血管       | Valsalva; 带窦血管, 长度<br>15cm, 内径24mm\$Valsalva; 带<br>窦血管, 长度15cm, 内径                                   | 730024ADP\$730026ADP\$<br>730028ADP\$730030ADP\$<br>730032ADP\$730034ADP     | 英国 Vascutek Limited          |      |
| QQT06563 | 双绒编织人造血管   | 双分叉                                                                                                  | M00202166126P0\$M0020<br>2166147P0\$M002021661<br>48P0\$M00202166168P0\$     | 美国 MAQUET Cardiovascular LLC |      |
| QQT06564 | 双绒编织人造血管   | 四分叉                                                                                                  | M00202175920P0\$M0020<br>2175922P0\$M002021759<br>24P0\$M00202175926P0\$     | 美国 MAQUET Cardiovascular LLC |      |
| QQT06565 | 双绒编织人造血管   | 直筒15cm                                                                                               | M00202175112P0\$M0020<br>2175114P0\$M002021751<br>16P0\$M00202175118P0\$     | 美国 MAQUET Cardiovascular LLC |      |
| QQT06566 | 双绒编织人造血管   | 直筒30cm                                                                                               | M00202175206P0\$M0020<br>2175207P0\$M002021752<br>08P0\$M00202175210P0\$     | 美国 MAQUET Cardiovascular LLC |      |
| QQT06567 | 直筒双绒编织人造血管 | 6mm*60cm\$7mm*60cm\$8mm*60cm\$1<br>0mm*60cm\$20mm*60cm\$22mm*60cm<br>\$24mm*60cm\$26mm*60cm\$28mm*60 | M00202175406P0\$M0020<br>2175407P0\$M002021754<br>08P0\$M00202175410P0\$     | 美国 MAQUET Cardiovascular LLC |      |
| QQT06568 | 直筒双绒编织人造血管 | 6mm*40cm\$7mm*40cm\$8mm*40cm\$1<br>0mm*40cm\$                                                        | M00202175306P0\$M0020<br>2175307P0\$M002021753<br>08P0\$M00202175310P0       | 美国 MAQUET Cardiovascular LLC |      |



| 流水号      | 产品名称      | 产品规格              | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|-----------|-------------------|------------|-----------------|------|
| QQT06610 | 等渗冲洗液     | 3000ml / 袋        | 无          | 江西诺亚方舟药业有限公司    |      |
| QQT06611 | 等渗冲洗液     | 3000ml / 袋        | 3000ml / 袋 | 合肥市清润药业有限公司     |      |
| QQT06612 | 等渗冲洗液     | 1000ml / 袋        | 无          | 江西诺亚方舟药业有限公司    |      |
| QQT06613 | 电切灌洗液     | 3000ml / 袋        | 3000ml / 袋 | 合肥市清润药业有限公司     |      |
| QQT06615 | 电切灌洗液     | 3000ml / 袋        | 无          | 江西诺亚方舟药业有限公司    |      |
| QQT06616 | 消博士牌等渗冲洗液 | 3000ml / 袋 4袋 / 件 | 冲洗液        | 山东克斯特消毒科技股份有限公司 |      |
| QQT06617 | 消博士牌电切灌洗液 | 3000ml / 袋 4袋 / 件 | 灌洗液        | 山东克斯特消毒科技股份有限公司 |      |
| QQT06624 | 包皮自动切除环   | 成人型               | 30mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司   |      |
| QQT06625 | 包皮自动切除环   | 儿童型               | 16mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司   |      |
| QQT06626 | 包皮自动切除环   | 成人型               | 20mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司   |      |
| QQT06627 | 包皮自动切除环   | 儿童型               | 17mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司   |      |
| QQT06628 | 包皮自动切除环   | 儿童型               | 15mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司   |      |

| 流水号      | 产品名称       | 产品规格                                                                                | 产品型号       | 生产企业             | 挂网企业 |
|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|------|
| QQT06629 | 包皮自动切除环    | 儿童型                                                                                 | 14mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司    |      |
| QQT06630 | 包皮自动切除环    | 儿童型                                                                                 | 18mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司    |      |
| QQT06631 | 包皮自动切除环    | 儿童型                                                                                 | 13mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司    |      |
| QQT06632 | 包皮自动切除环    | 儿童型                                                                                 | 19mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司    |      |
| QQT06633 | 包皮自动切除环    | 成人型                                                                                 | 22mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司    |      |
| QQT06634 | 包皮自动切除环    | 成人型                                                                                 | 26mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司    |      |
| QQT06635 | 包皮自动切除环    | 儿童型                                                                                 | 12mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司    |      |
| QQT06636 | 包皮自动切除环    | 成人型                                                                                 | 24mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司    |      |
| QQT06637 | 包皮自动切除环    | 儿童型                                                                                 | 11mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司    |      |
| QQT06638 | 包皮自动切除环    | 成人型                                                                                 | 28mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司    |      |
| QQT06640 | 环扎去除包皮专用器械 | Φ8mm\$Φ9mm\$Φ10mm\$Φ11mm\$Φ12mm\$Φ13mm\$Φ14mm\$Φ15mm\$Φ16mm\$Φ17mm\$Φ18mm\$Φ19mm\$Φ | HK型        | 上海宏图医疗器械有限公司     |      |
| QQT06642 | 一次性包皮环切器   | A型\$B型\$C型                                                                          | A型\$B型\$C型 | 秦皇岛市学海医疗器械制造有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称       | 产品规格         | 产品型号       | 生产企业             | 挂网企业 |
|----------|------------|--------------|------------|------------------|------|
| QQT06643 | 一次性包皮环切器   | D型（Φ10-17mm） | D型         | 秦皇岛市学海医疗器械制造有限公司 |      |
| QQT06644 | 一次性包皮环切器   | C型（Φ18-25mm） | C型         | 秦皇岛市学海医疗器械制造有限公司 |      |
| QQT06645 | 一次性包皮环切器   | B型（Φ26-30mm） | B型\$A型\$D型 | 秦皇岛市学海医疗器械制造有限公司 |      |
| QQT06646 | 一次性包皮环切吻合器 | 成人型          | 20mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司    |      |
| QQT06647 | 一次性包皮环切吻合器 | 儿童型          | 12mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司    |      |
| QQT06648 | 一次性包皮环切吻合器 | 儿童型          | 13mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司    |      |
| QQT06649 | 一次性包皮环切吻合器 | 儿童型          | 17mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司    |      |
| QQT06650 | 一次性包皮环切吻合器 | 成人型          | 28mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司    |      |
| QQT06651 | 一次性包皮环切吻合器 | 成人型          | 30mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司    |      |
| QQT06652 | 一次性包皮环切吻合器 | 儿童型          | 15mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司    |      |
| QQT06653 | 一次性包皮环切吻合器 | 儿童型          | 14mm       | 威海美迪森医疗器械有限公司    |      |
| QQT06654 | 一次性包皮环切吻合器 | 儿童型          | 18Amm      | 威海美迪森医疗器械有限公司    |      |

| 流水号      | 产品名称              | 产品规格                                                             | 产品型号                                     | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|-------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT06655 | 一次性包皮环切吻合器        | 成人型                                                              | 22mm                                     | 威海美迪森医疗器械有限公司   |      |
| QQT06656 | 一次性包皮环切吻合器        | 成人型                                                              | 26mm                                     | 威海美迪森医疗器械有限公司   |      |
| QQT06657 | 一次性包皮环切吻合器        | 成人型                                                              | 24mm                                     | 威海美迪森医疗器械有限公司   |      |
| QQT06658 | 一次性包皮环切吻合器        | 儿童型                                                              | 11mm                                     | 威海美迪森医疗器械有限公司   |      |
| QQT06659 | 一次性包皮环切吻合器        | 儿童型                                                              | 16mm                                     | 威海美迪森医疗器械有限公司   |      |
| QQT06660 | 一次性包皮环切吻合器        | 儿童型                                                              | 19mm                                     | 威海美迪森医疗器械有限公司   |      |
| QQT06661 | 一次性包皮环切吻合器        | 儿童型                                                              | 18mm                                     | 威海美迪森医疗器械有限公司   |      |
| QQT06665 | 一次性包皮吻合器          | 1.0cm\$1.3cm\$1.5cm\$1.7cm\$2.0cm\$2.5\$2.7cm\$3.0cm             | 成人型：<br>2.0cm\$2.7cm\$2.5cm\$3.0cm\$儿童型： | 广州南枫生物科技有限公司    |      |
| QQT06680 | 一次性使用包皮环切套扎器（吻合器） | A型：1\$A型：2\$A型：3\$A型：4\$A型：5\$A型：6\$A型：7\$A型：8\$A型：9\$A型：10\$A型： | A型：1\$A型：2\$A型：3\$A型：4\$A型：5\$A型：6\$A型：  | 武汉市鑫兴精益医械制造有限公司 |      |
| QQT06682 | 拆钉钳               | HY—M(全钢型)\$HY—S(塑钢型)                                             | HY—M(全钢型)\$HY—S(塑钢型)                     | 兰州海结瑞医疗科技有限公司   |      |
| QQT06683 | 拆钉钳               | C-W                                                              | C-W                                      | 宁波市爱达维电器有限公司    |      |
| QQT06684 | 拆钉钳               | HY—M(全钢型)\$HY—S(塑钢型)                                             | HY—M(全钢型)\$HY—S(塑钢型)                     | 兰州海结瑞医疗科技有限公司   |      |

| 流水号      | 产品名称                       | 产品规格                                                       | 产品型号                                                                   | 生产企业                         | 挂网企业          |
|----------|----------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------|
| QQT06685 | 去钉器                        | 3031                                                       | 3031                                                                   | 美国CONMED Corporation         |               |
| QQT06699 | 电刀清洁片                      | 5.6X4.6cm\$3.8X4.6cm\$4.8X4.8cm\$4.8X2.4cm\$5X5cm\$5X2.5cm | 5.6X4.6cm\$3.8X4.6cm\$4.8X4.8cm\$4.8X2.4cm\$5X5cm\$5X2.5cm             | 普美医疗用品（东莞）有限公司               |               |
| QQT06755 | 动脉压迫止血器                    | 545X60                                                     | HD-1                                                                   | 重庆鸿鼎医疗器械有限公司                 |               |
| QQT06762 | 股动脉压迫装置（商品名：FemoStop Gold） | 该装置由一个装有无菌气动压力圆顶的拱架，一个装有压力表的充气管路，充气源，一根绑带组                 | C11165                                                                 | 瑞典St.Jude Medical Systems AB |               |
| QQT06773 | 桡动脉压迫止血器                   | RDB100\$RDB200\$RDB300\$RDP700\$RDP800                     | RDB100\$RDB200\$RDB300\$RDP700\$RDP800                                 | 日本瑞翁医疗株式会社                   |               |
| QQT06774 | 桡动脉止血器                     | R01                                                        | R01                                                                    | 武汉泽西科技发展有限公司                 |               |
| QQT06776 | 一次性动脉压迫止血器                 | A型                                                         | A型                                                                     | 新乡市小护士医疗器械有限公司               |               |
| QQT06777 | 一次性动脉压迫止血器                 | B型                                                         | B型                                                                     | 新乡市小护士医疗器械有限公司               |               |
| QQT06783 | 一次性使用股动脉止血器                | SM-AP-L-MP                                                 | SM-AP-L-MP                                                             | 深圳市听力医疗设备开发有限公司              |               |
| QQT06799 | 医用几丁糖膜                     | II                                                         | II                                                                     | 邯郸沃伦多科技开发有限公司                | 邯郸沃伦多科技开发有限公司 |
| QQT06800 | 医用几丁糖膜                     | I 型                                                        | I 型                                                                    | 邯郸沃伦多科技开发有限公司                | 邯郸沃伦多科技开发有限公司 |
| QQT06862 | 简易呼吸器                      | 成人\$小孩\$婴儿                                                 | 2150\$2151\$2152\$2153\$2160\$2161\$2162\$2163\$2213\$2223\$2243\$2253 | 中国台湾崇仁科技事业股份有限公司 GaleMed     |               |

| 流水号      | 产品名称               | 产品规格                                | 产品型号                                | 生产企业             | 挂网企业 |
|----------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|------|
| QQT06902 | 一次性使用冲吸管           | —————                               | —————                               | 佛山市南海奥利华医疗器械有限公司 |      |
| QQT06938 | 负压吸引用收集装置          | CK-XYZZ (1500ml) \$CK-XYZZ (2000ml) | CK-XYZZ (1500ml) \$CK-XYZZ (2000ml) | 余姚市晨康医疗器械厂       |      |
| QQT06942 | 负压吸引装置             | I型                                  | I型                                  | 南京佳普医疗设备有限公司     |      |
| QQT06944 | 负压吸引装置             | II型                                 | II型                                 | 南京佳普医疗设备有限公司     |      |
| QQT06981 | 一次性使用双极电凝镊         | 1支                                  | ZZ型                                 | 杭州风华医疗器械有限公司     |      |
| QQT06982 | 一次性使用双极电凝镊         | 1支                                  | ZB型                                 | 杭州风华医疗器械有限公司     |      |
| QQT06983 | 一次性双极电凝镊           | FBS0221                             | CR746型                              | 普美医疗用品（东莞）有限公司   |      |
| QQT06986 | 一次性双极电凝镊           | FBS1221                             | CR746型                              | 普美医疗用品（东莞）有限公司   |      |
| QQT06987 | 一次性双极电凝镊           | FBS1201                             | CR746型                              | 普美医疗用品（东莞）有限公司   |      |
| QQT06988 | 针状双极镊子19.1cm-0.7mm | E4058-CT                            | E4058-CT                            | 美国 Covidien llc  |      |
| QQT07096 | GH系列一次性使用肛肠吻合器     | GHL-32-C / D\$GHL-34-C / D          | 连体                                  | 常州博汇医疗器材有限公司     |      |
| QQT07097 | GH系列一次性使用肛肠吻合器     | GHF-32-C / D\$GHF-34-C / D          | 分体                                  | 常州博汇医疗器材有限公司     |      |

| 流水号      | 产品名称           | 产品规格                                                                   | 产品型号                                                         | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT07141 | WH系列一次性使用管形吻合器 | WH-17-C\$WH-19-C\$WH-21-C\$WH-24-C\$WH-25-C\$WH-26-C\$WH-29-D\$WH-32-E | WH-17-C\$WH-19-C\$WH-21-C\$WH-24-C\$WH-25-C\$WH-26-C\$WH-29- | 常州博汇医疗器材有限公司    |      |
| QQT07142 | WH系列一次性使用管形吻合器 | WH-17-C\$WH-19-C                                                       | WH-17-C\$WH-19-C                                             | 常州博汇医疗器材有限公司    |      |
| QQT07143 | WH系列一次性使用管形吻合器 | WH-21-C\$WH-24-C                                                       | WH-21-C\$WH-24-C                                             | 常州博汇医疗器材有限公司    |      |
| QQT07144 | WH系列一次性使用管形吻合器 | WH-25-C\$WH-26-C                                                       | WH-25-C\$WH-26-C                                             | 常州博汇医疗器材有限公司    |      |
| QQT07145 | WH系列一次性使用管形吻合器 | WH-29-D\$WH-32-E                                                       | WH-29-D\$WH-32-E                                             | 常州博汇医疗器材有限公司    |      |
| QQT07146 | WH系列一次性使用管形吻合器 | WH-17-C\$WH-19-C\$WH-21-C\$WH-24-C\$WH-25-C\$WH-26-C\$WH-29-D\$WH-32-E | WH-1型                                                        | 常州博汇医疗器材有限公司    |      |
| QQT07147 | 端端吻合器          | EEA2835                                                                | EEA2835                                                      | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07148 | 端端吻合器          | 111981\$111983\$111985\$111987\$111989                                 | 111981\$111983\$111985\$111987\$111989                       | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07149 | 端端吻合器          | EEA28                                                                  | EEA28                                                        | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07150 | 端端吻合器          | EEA25                                                                  | EEA25                                                        | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07151 | 端端吻合器          | 111981\$111983\$111987\$111989                                         | 111981\$111983\$111987\$111989                               | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07152 | 端端吻合器          | EEA31                                                                  | EEA31                                                        | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号      | 产品名称  | 产品规格       | 产品型号                                                                | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|-------|------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT07153 | 端端吻合器 | EEAXL31    | EEAXL31                                                             | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07154 | 端端吻合器 | EEAXL2535  | EEAXL2535                                                           | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07156 | 端端吻合器 | EEAXL33    | EEAXL33                                                             | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07158 | 端端吻合器 | EEAORVIL21 | EEAORVIL21                                                          | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07159 | 端端吻合器 |            | EEAXL21\$EEAXL25\$EEAXL28\$EEAXL31\$EEAXL33\$EEAXL2135\$EEAXL2535\$ | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07160 | 端端吻合器 | EEA2135    | EEA2135                                                             | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07161 | 端端吻合器 | 111985     | 111985                                                              | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07162 | 端端吻合器 | EEA21      | EEA21                                                               | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07163 | 端端吻合器 | EEA33      | EEA33                                                               | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07164 | 端端吻合器 | 111981     | 111981                                                              | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07165 | 端端吻合器 | EEAORVIL25 | EEAORVIL25                                                          | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07166 | 端端吻合器 | 111987     | 111987                                                              | 美国 Covidien llc |      |



| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                                                           | 产品型号                                                                         | 生产企业                      | 挂网企业 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|
| QQT07167 | 端端吻合器       | 111983\$111985\$111989                                                                                         | 111983\$111985\$111989                                                       | 美国 Covidien llc           |      |
| QQT07168 | 端端吻合器       | EEA2535                                                                                                        | EEA2535                                                                      | 美国 Covidien llc           |      |
| QQT07169 | 端端吻合器       | EEAXL21                                                                                                        | EEAXL21                                                                      | 美国 Covidien llc           |      |
| QQT07170 | 端端吻合器       | EEAXL25                                                                                                        | EEAXL25                                                                      | 美国 Covidien llc           |      |
| QQT07171 | 端端吻合器       | EEAXL28                                                                                                        | EEAXL28                                                                      | 美国 Covidien llc           |      |
| QQT07172 | 端端吻合器       | EEAXL2835                                                                                                      | EEAXL2835                                                                    | 美国 Covidien llc           |      |
| QQT07173 | 端端吻合器       | EEAXL2135                                                                                                      | EEAXL2135                                                                    | 美国 Covidien llc           |      |
| QQT07176 | 非吸收可崩解肠道吻合器 | 2220\$2515\$2520\$2525\$2815\$2820\$2825\$3010\$3115\$3120\$3125\$3420\$3425                                   | 2220\$2515\$2520\$2525\$2815\$2820\$2825\$3010\$3115\$3120\$3125\$3420\$3425 | 杭州铭众生物科技有限公司              |      |
| QQT07201 | 弯管型消化道吻合器   | WGW-24\$WGW-26\$WGW-29\$WGW-32                                                                                 | WGW-24\$WGW-26\$WGW-29\$WGW-32                                               | 常州市新能源吻合器总厂有限公司           |      |
| QQT07206 | 吻合器         | I φ 26\$ I φ 28\$ I φ 31\$ I φ 34)\$ II φ 26\$ II φ 28\$ II φ 31\$ II φ 34)\$ III φ 21\$ III φ 25\$ III φ 27\$ | I \$ II \$ III\$ IV                                                          | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂       |      |
| QQT07207 | 血管及管状组织闭合系统 | 4000-6\$4000-7\$4000-8\$4007-06\$4007-07\$4007-08                                                              | 4000-6\$4000-7\$4000-8\$4007-06\$4007-07\$4007-08                            | 美国LeMaitre Vascular, Inc. |      |
| QQT07208 | 血管及管状组织闭合系统 | 4000-5                                                                                                         | 4000-5                                                                       | 美国LeMaitre Vascular, Inc. |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格                                                                                   | 产品型号                                                     | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT07233 | 一次性肛肠吻合器      | 肛肠                                                                                     | DKGC-32A\$DKGC-32B\$DKGC-34A\$DKGC-34B                   | 常州德凯医疗器械有限公司    |      |
| QQT07239 | 一次性管形吻合器      | 管形                                                                                     | DKGX-21\$DKGX-24\$DKGX-26\$DKGX-29\$DKGX-32\$DKGX-34     | 常州德凯医疗器械有限公司    |      |
| QQT07275 | 一次性管型吻合器      | ACS-21\$ACS-24\$ACS-26\$ACS-29\$ACS-32\$ACS-34                                         | ACS-21\$ACS-24\$ACS-26\$ACS-29\$ACS-32\$ACS-34           | 苏州澳力欣精密技术有限公司   |      |
| QQT07281 | 一次性管型消化道吻合器   | RWEEA-21\$RWEEA-24\$RWEEA-25\$RWEEA-26\$RWEEA-29\$RWEEA-31\$RWEEA-32\$RWEEA-33\$RWEEA- | RWEEA-21\$RWEEA-24\$RWEEA-25\$RWEEA-26\$RWEEA-29\$RWEEA- | 江苏风和医疗器材有限公司    |      |
| QQT07282 | 一次性管型消化道吻合器   | HAEEA-21\$HAEEA-24\$HAEEA-25\$HAEEA-26\$HAEEA-29\$HAEEA-31\$HAEEA-32\$HAEEA-33\$HAEEA- | HAEEA-21\$HAEEA-24\$HAEEA-25\$HAEEA-26\$HAEEA-29\$HAEEA- | 江苏风和医疗器材有限公司    |      |
| QQT07283 | 一次性管型消化道吻合器   | HWEEA-21\$HWEEA-24\$HWEEA-25\$HWEEA-26\$HWEEA-29\$HWEEA-31\$HWEEA-32\$HWEEA-33\$HWEEA- | HWEEA-21\$HWEEA-24\$HWEEA-25\$HWEEA-26\$HWEEA-29\$HWEEA- | 江苏风和医疗器材有限公司    |      |
| QQT07284 | 一次性管型消化道吻合器   | RAEEA-21\$RAEEA-24\$RAEEA-25\$RAEEA-26\$RAEEA-29\$RAEEA-31\$RAEEA-32\$RAEEA-33\$RAEEA- | RAEEA-21\$RAEEA-24\$RAEEA-25\$RAEEA-26\$RAEEA-29\$RAEEA- | 江苏风和医疗器材有限公司    |      |
| QQT07285 | 一次性管型消化道吻合器   | FAEEA-21\$FAEEA-24\$FAEEA-25\$FAEEA-26\$FAEEA-29\$FAEEA-31\$FAEEA-32\$FAEEA-33\$FAEEA- | FAEEA-21\$FAEEA-24\$FAEEA-25\$FAEEA-26\$FAEEA-29\$FAEEA- | 江苏风和医疗器材有限公司    |      |
| QQT07286 | 一次性管型消化道吻合器   | FWEEA-21\$FWEEA-24\$FWEEA-25\$FWEEA-26\$FWEEA-29\$FWEEA-31\$FWEEA-32\$FWEEA-33\$FWEEA- | FWEEA-21\$FWEEA-24\$FWEEA-25\$FWEEA-26\$FWEEA-29\$FWEEA- | 江苏风和医疗器材有限公司    |      |
| QQT07311 | 一次性使用肛肠吻（缝）合器 | YG                                                                                     | 34                                                       | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 |      |
| QQT07314 | 一次性使用肛肠吻（缝）合器 | YG                                                                                     | 32                                                       | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 |      |
| QQT07349 | 一次性使用肛肠吻合器    | GC-32\$GC-34\$GC-36                                                                    | GC-32\$GC-34\$GC-36                                      | 江苏华宏医疗器械有限公司    |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格                                                                                             | 产品型号                                                                                             | 生产企业                | 挂网企业 |
|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| QQT07373 | 一次性使用肛痔吻合器    | GWA-33                                                                                           | GWA-33                                                                                           | 常州市新能源吻合器总厂有限公司     |      |
| QQT07375 | 一次性使用管形吻（缝）合器 | YWW                                                                                              | 24                                                                                               | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司     |      |
| QQT07377 | 一次性使用管形吻（缝）合器 | YWW                                                                                              | 21                                                                                               | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司     |      |
| QQT07383 | 一次性使用管形吻（缝）合器 | YWW                                                                                              | 26                                                                                               | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司     |      |
| QQT07384 | 一次性使用管形吻（缝）合器 | YWW                                                                                              | 29                                                                                               | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司     |      |
| QQT07387 | 一次性使用管形吻（缝）合器 | YWW                                                                                              | 32                                                                                               | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司     |      |
| QQT07414 | 一次性使用管型吻合器    | 直 可分离Φ21\$直 可分离Φ25\$<br>直 可分离Φ27\$直 可分离Φ29\$<br>直 可分离Φ32\$直 可分离Φ34\$                             | 直 可分离Φ21\$直 可分离Φ25\$<br>直 可分离Φ27\$直 可分离Φ29\$<br>直 可分离Φ32\$直 可分离Φ34\$                             | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 |      |
| QQT07416 | 一次性使用管型吻合器    | ATCC22\$ATCC25\$ATCC29\$ATCC32\$<br>ATCS33\$ATCS35\$ATCCL25\$ATCCL29\$<br>ATCCL32                | ATCC22\$ATCC25\$ATCC29\$<br>\$ATCC32\$ATCS33\$ATCS35\$<br>ATCCL25\$ATCCL29\$ATCCL32              | 上海导向医疗系统有限公司        |      |
| QQT07418 | 一次性使用管型吻合器    | HGXW-A-17\$HGXW-A-19\$HGXW-A-21\$<br>HGXW-A-23\$HGXW-A-26\$HGXW-A-29\$<br>HGXW-A-32\$HGXW-A-34\$ | HGXW-A-17\$HGXW-A-19\$HGXW-A-21\$<br>HGXW-A-23\$HGXW-A-26\$HGXW-A-29\$<br>HGXW-A-32\$HGXW-A-34\$ | 江苏华宏医疗器械有限公司        |      |
| QQT07420 | 一次性使用管型吻合器    | 直可分离Φ21\$直可分离Φ25\$直可分离Φ27\$<br>直可分离Φ29\$直可分离Φ32\$直可分离Φ34\$<br>直不可分离Φ36\$                         | 直可分离Φ21\$直可分离Φ25\$<br>直可分离Φ27\$直可分离Φ29\$<br>直可分离Φ32\$直可分离Φ34\$<br>直不可分离Φ36\$                     | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 |      |
| QQT07431 | 一次性使用管型消化道吻合器 | 21.5\$23.5\$25.5\$26\$28.5\$31.5\$33.5                                                           | AKGWA\$AKGWB\$AKGWC                                                                              | 常州安克医疗科技有限公司        |      |
| QQT07462 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWA-23.5H（mm）                                                                                  | AKGWA                                                                                            | 常州安克医疗科技有限公司        |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格                                        | 产品型号                                        | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|---------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT07480 | 一次性使用管型消化道吻合器 | B-23 (H / L)                                | TCS-B                                       | 浙江天松医疗器械股份有限公司  |      |
| QQT07489 | 一次性使用管型消化道吻合器 | B29 (H / L)                                 | TCS-B                                       | 浙江天松医疗器械股份有限公司  |      |
| QQT07510 | 一次性使用管型消化道吻合器 | WGWB-20\$WGWB-24\$WGWB-26\$WGWB-29\$WGWB-32 | WGWB-20\$WGWB-24\$WGWB-26\$WGWB-29\$WGWB-32 | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |
| QQT07511 | 一次性使用管型消化道吻合器 | B34                                         | TCS-B                                       | 浙江天松医疗器械股份有限公司  |      |
| QQT07514 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWA-25. 5L (mm)                           | AKGWA                                       | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT07515 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWB-19. 5L (mm)                           | AKGWB                                       | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT07516 | 一次性使用管型消化道吻合器 | B25 (H / L)                                 | TCS-B                                       | 浙江天松医疗器械股份有限公司  |      |
| QQT07520 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWA-19. 5H (mm)                           | AKGWA                                       | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT07521 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWA-25. 5H (mm)                           | AKGWA                                       | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT07522 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWA-19. 5L (mm)                           | AKGWA                                       | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT07523 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWB-19. 5H (mm)                           | AKGWB                                       | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT07524 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWC-26H (mm)                              | AKGWC                                       | 常州安克医疗科技有限公司    |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格                                                            | 产品型号                                               | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT07525 | 一次性使用管型消化道吻合器 | WGWC-17\$WGWC-20\$WGWC-22\$WGWC-24\$WGWC-26\$WGWC-29\$WGWC-32   | WGWC-17\$WGWC-20\$WGWC-22\$WGWC-24\$WGWC-26\$WGWC- | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |
| QQT07526 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWC-23. 5L（mm）                                                | AKGWC                                              | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT07527 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWC-25. 5L（mm）                                                | AKGWC                                              | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT07528 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWC-28. 5L（mm）                                                | AKGWC                                              | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT07529 | 一次性使用管型消化道吻合器 | JYGW(A) -15(H/L)\$JYGW(B) -15(H/L)\$JYGW(C) -15(H/L)\$JYGW(A) - | JYGW(A) -15(H/L)\$JYGW(B) -15(H/L)\$JYGW(C) -      | 常州健瑞宝医疗器械有限公司   |      |
| QQT07530 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWA-26L（mm）                                                   | AKGWA                                              | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT07531 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWB-25. 5H（mm）                                                | AKGWB                                              | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT07532 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWA-23. 5L（mm）                                                | AKGWA                                              | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT07533 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWB-31. 5H（mm）                                                | AKGWB                                              | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT07534 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWB-21. 5H（mm）                                                | AKGWB                                              | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT07535 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWB-25. 5L（mm）                                                | AKGWB                                              | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT07536 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWB-28. 5H（mm）                                                | AKGWB                                              | 常州安克医疗科技有限公司    |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格                                                                        | 产品型号                           | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|------|
| QQT07537 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWC-33.5L（mm）                                                             | AKGWC                          | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07539 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWC-23.5H（mm）                                                             | AKGWC                          | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07540 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWC-28.5H（mm）                                                             | AKGWC                          | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07541 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWA-28.5H（mm）                                                             | AKGWA                          | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07542 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWC-33.5H（mm）                                                             | AKGWC                          | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07548 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWA-21.5H（mm）                                                             | AKGWA                          | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07549 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWA-31.5H（mm）                                                             | AKGWA                          | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07550 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWA-17.5L（mm）                                                             | AKGWA                          | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07551 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWB-26H（mm）                                                               | AKGWB                          | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07552 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWC-21.5L（mm）                                                             | AKGWC                          | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07569 | 一次性使用管型消化道吻合器 | SYYW-A-21-L\$SYYW-B-21-L\$SYYW-C-21-L\$SYYW-D-21-L\$SYYW-A-23-H\$SYYW-B-23- | SYYW-A\$SYYW-B\$SYYW-C\$SYYW-D | 广东实联医疗器械有限公司 |      |
| QQT07575 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWC-17.5H（mm）                                                             | AKGWC                          | 常州安克医疗科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格                                                                            | 产品型号                                                              | 生产企业          | 挂网企业 |
|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------|
| QQT07579 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWA-33. 5H（mm）                                                                | AKGWA                                                             | 常州安克医疗科技有限公司  |      |
| QQT07580 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWB-31. 5L（mm）                                                                | AKGWB                                                             | 常州安克医疗科技有限公司  |      |
| QQT07581 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWC-31. 5L（mm）                                                                | AKGWC                                                             | 常州安克医疗科技有限公司  |      |
| QQT07582 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWA-23. 5H（mm）                                                                | AKGWA                                                             | 常州安克医疗科技有限公司  |      |
| QQT07583 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWB-17. 5L（mm）                                                                | AKGWB                                                             | 常州安克医疗科技有限公司  |      |
| QQT07584 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWB-21. 5L（mm）                                                                | AKGWB                                                             | 常州安克医疗科技有限公司  |      |
| QQT07585 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWA-26H（mm）                                                                   | AKGWA                                                             | 常州安克医疗科技有限公司  |      |
| QQT07586 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWC-19. 5L（mm）                                                                | AKGWC                                                             | 常州安克医疗科技有限公司  |      |
| QQT07588 | 一次性使用管型消化道吻合器 | JYGW(A) -15H\$JYGW(A) -15L\$JYGW(B) -15H\$JYGW(B) -15L\$JYGW(C) -15H\$JYGW(C) - | JYGW(A) -15H\$JYGW(A) -15L\$JYGW(B) -15H\$JYGW(B) -15L\$JYGW(B) - | 常州健瑞宝医疗器械有限公司 |      |
| QQT07589 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWA-17. 5H（mm）                                                                | AKGWA                                                             | 常州安克医疗科技有限公司  |      |
| QQT07590 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWA-21. 5L（mm）                                                                | AKGWA                                                             | 常州安克医疗科技有限公司  |      |
| QQT07591 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWA-28. 5L（mm）                                                                | AKGWA                                                             | 常州安克医疗科技有限公司  |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格            | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------------|-----------------|-------|--------------|------|
| QQT07592 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWB-17.5H（mm） | AKGWB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07593 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWB-23.5H（mm） | AKGWB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07594 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWC-31.5H（mm） | AKGWC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07595 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWB-33.5H（mm） | AKGWB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07596 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWB-26L（mm）   | AKGWB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07598 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWB-23.5L（mm） | AKGWB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07599 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWB-28.5L（mm） | AKGWB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07600 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWB-33.5L（mm） | AKGWB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07601 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWC-25.5H（mm） | AKGWC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07602 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWA-31.5L（mm） | AKGWA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07603 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWA-33.5L（mm） | AKGWA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT07604 | 一次性使用管型消化道吻合器 | AKGWC-19.5H（mm） | AKGWC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |



| 流水号      | 产品名称           | 产品规格                                                                                     | 产品型号                                                         | 生产企业           | 挂网企业 |
|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------|
| QQT07605 | 一次性使用管型消化道吻合器  | AKGWC-21.5H (mm)                                                                         | AKGWC                                                        | 常州安克医疗科技有限公司   |      |
| QQT07606 | 一次性使用管型消化道吻合器  | AKGWC-17.5L (mm)                                                                         | AKGWC                                                        | 常州安克医疗科技有限公司   |      |
| QQT07610 | 一次性使用管型消化道吻合器  | B32                                                                                      | TCS-B                                                        | 浙江天松医疗器械股份有限公司 |      |
| QQT07614 | 一次性使用管型消化道吻合器  | JYGW(B) -19H\$JYGW(B) -<br>19L\$JYGW(C) -19H\$JYGW(C) -<br>19L\$JYGW(A) -21H\$JYGW(A) -  | JYGW(B) -19H\$JYGW(B) -<br>-19L\$JYGW(C) -<br>19H\$JYGW(C) - | 常州健瑞宝医疗器械有限公司  |      |
| QQT07615 | 一次性使用管型消化道吻合器  | AKGWC-26L (mm)                                                                           | AKGWC                                                        | 常州安克医疗科技有限公司   |      |
| QQT07632 | 一次性使用管型痔吻合器    | 32\$34\$36                                                                               | AKGZA\$AKGZB                                                 | 常州安克医疗科技有限公司   |      |
| QQT07641 | 一次性使用管型痔吻合器    | B34                                                                                      | THS-B                                                        | 浙江天松医疗器械股份有限公司 |      |
| QQT07655 | 一次性使用管型痔吻合器    | B32                                                                                      | THS-B                                                        | 浙江天松医疗器械股份有限公司 |      |
| QQT07656 | 一次性使用管型痔吻合器    | JYGZ-28\$JYGZ-30\$JYGZ-<br>32\$JYGZ-34\$JYGZ-36\$JYGZ-38                                 | JYGZ-28\$JYGZ-<br>30\$JYGZ-32\$JYGZ-<br>34\$JYGZ-36\$JYGZ-38 | 常州健瑞宝医疗器械有限公司  |      |
| QQT07658 | 一次性使用管型痔吻合器    | SYYZ (A) -30\$SYYZ (B) -<br>30\$SYYZ (A) -32\$SYYZ (B) -<br>32\$SYYZ (A) -34\$SYYZ (B) - | SYYZ (A / B)                                                 | 广东实联医疗器械有限公司   |      |
| QQT07666 | 一次性使用管型痔吻合器及附件 | AKGZB-34\$AKGZB-36                                                                       | AKGZB                                                        | 常州安克医疗科技有限公司   |      |
| QQT07667 | 一次性使用管型痔吻合器及附件 | AKGZA-34\$AKGZA-32\$AKGZA-36                                                             | AKGZA                                                        | 常州安克医疗科技有限公司   |      |

| 流水号      | 产品名称           | 产品规格                                                                                 | 产品型号                                                       | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT07668 | 一次性使用管型痔吻合器及附件 | AKGZB-32                                                                             | AKGZB                                                      | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT07669 | 一次性使用管型痔吻合器及附件 | AKGZA-32\$AKGZB-32                                                                   | AKGZA-32\$AKGZB-32                                         | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT07670 | 一次性使用管型痔吻合器及附件 | AKGZA-34\$AKGZB-34                                                                   | AKGZA-34\$AKGZB-34                                         | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT07671 | 一次性使用管型痔吻合器及附件 | AKGZA-36\$AKGZB-36                                                                   | AKGZA-36\$AKGZB-36                                         | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT07677 | 一次性使用弧形切割吻合器   | JYH (A) -30L / H\$JYH (A) -40L / H\$JYH (A) -50L / H                                 | JYH (A) -30L / H\$JYH (A) -40L / H\$JYH (A) -50L / H       | 常州健瑞宝医疗器械有限公司   |      |
| QQT07678 | 一次性使用弧形切割吻合器   | JYH (B) -30L / H\$JYH (B) -40L / H\$JYH (B) -50L / H                                 | JYH (B) -30L / H\$JYH (B) -40L / H\$JYH (B) -50L / H       | 常州健瑞宝医疗器械有限公司   |      |
| QQT07681 | 一次性使用弧型切割吻合器   | SYHG (A) -40 (H) \$SYHG (B) -40 (H) \$SYHG (A) -40 (L) \$SYHG (B) -40 (L) \$SYHG (A) | SYHG (A / B)                                               | 广州市实联医疗器械有限公司   |      |
| QQT07682 | 一次性使用弧型切割吻合器   | SYHG (A) -50 (H / L)                                                                 | SYHG (A)                                                   | 广东实联医疗器械有限公司    |      |
| QQT07683 | 一次性使用弧型切割吻合器   | SYHG (A) -40 (H / L)                                                                 | SYHG (A)                                                   | 广东实联医疗器械有限公司    |      |
| QQT07686 | 一次性使用颈部消化道吻合器  | WGWBC-20\$WGWBC-24\$WGWBC-26                                                         | WGWBC-20\$WGWBC-24\$WGWBC-26                               | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |
| QQT07708 | 一次性使用消化道吻合器    | XWH-21 (M) \$XWH-26 (M) \$XWH-29 (M) \$XWH-32 (M) \$XWH-34 (M)                       | XWH-21 (M) \$XWH-26 (M) \$XWH-29 (M) \$XWH-32 (M) \$XWH-34 | 南京嘉威医疗器械有限责任公司  |      |
| QQT07710 | 一次性使用消化道吻合器    | WGWA-24\$WGWA-26\$WGWA-29\$WGWA-32                                                   | WGWA-24\$WGWA-26\$WGWA-29\$WGWA-32                         | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格                                                                                   | 产品型号                                                                                   | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT07725 | 一次性使用痔吻合器   | FWPPH-32\$FWPPH-33\$FWPPH-34\$FAPPH-32\$FAPPH-33\$FAPPH-34                             | FWPPH-32\$FWPPH-33\$FWPPH-34\$FAPPH-32\$FAPPH-33\$FAPPH-34                             | 江苏风和医疗器材有限公司    |      |
| QQT07726 | 一次性使用痔吻合器   | RAPPH-32\$RAPPH-33\$RAPPH-34\$RWPPH-32\$RWPPH-33\$RWPPH-34                             | RAPPH-32\$RAPPH-33\$RAPPH-34\$RWPPH-32\$RWPPH-33\$RWPPH-34                             | 江苏风和医疗器材有限公司    |      |
| QQT07727 | 一次性使用痔吻合器   | FAPPH-32\$FAPPH-33\$FAPPH-34                                                           | FAPPH-32\$FAPPH-33\$FAPPH-34                                                           | 江苏风和医疗器材有限公司    |      |
| QQT07728 | 一次性使用痔吻合器   | FWPPH-32\$FWPPH-33\$FWPPH-34\$RAPPH-32\$RAPPH-33\$RAPPH-34\$RWPPH-32\$RWPPH-33\$RWPPH- | FWPPH-32\$FWPPH-33\$FWPPH-34\$RAPPH-32\$RAPPH-33\$RAPPH-34\$RWPPH-32\$RAPPH-33\$RAPPH- | 江苏风和医疗器材有限公司    |      |
| QQT07761 | 一次性痔吻合器     | APS-32\$APS-34\$APS-36                                                                 | APS-32\$APS-34\$APS-36                                                                 | 苏州澳力欣精密技术有限公司   |      |
| QQT07769 | 直管型肛痔吻合器    | GWB-33                                                                                 | GWB-33                                                                                 | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |
| QQT07770 | 痔吻合器及附件     | HEM3335\$HEM3348                                                                       | HEM3335\$HEM3348                                                                       | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07771 | 痔吻合器及附件     | HEM3335\$HEM3348                                                                       | HEM3335\$HEM3348                                                                       | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07781 | 端端吻合器一次性钉匣  | 110238L                                                                                | 110238L                                                                                | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07782 | 端端吻合器一次性钉匣  | 110214L                                                                                | 110214L                                                                                | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07783 | 端端吻合器一次性钉匣  | 110276L                                                                                | 110276L                                                                                | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07785 | 弯管型消化道吻合器组件 | WGW-Φ24\$WGW-Φ26\$WGW-Φ29\$WGW-Φ32                                                     | WGW-Φ24\$WGW-Φ26\$WGW-Φ29\$WGW-Φ32                                                     | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                                                     | 产品型号                            | 生产企业                | 挂网企业 |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|------|
| QQT07786 | 吻合器组件            | II 型Φ26钛或钽\$ II 型Φ28钛或钽\$ II 型Φ31钛或钽\$ II 型Φ34钛或钽\$III型Φ21钛或钽\$III型Φ25                   | II 型\$III型\$IV型                 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 |      |
| QQT07787 | 吻合器组件            | Φ26\$Φ28\$Φ31\$Φ34                                                                       | II                              | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 |      |
| QQT07794 | 直管型肛痔吻合器配件       | GWB-33P                                                                                  | GWB-33P                         | 常州市新能源吻合器总厂有限公司     |      |
| QQT07795 | 痔疮环切辅助器械包        | I -32\$ I -34\$ II -32\$ II -34                                                          | I -32\$ I -34\$ II -32\$ II -34 | 上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂 |      |
| QQT07812 | FH系列一次性使用直线吻合器   | FH-30-C/D\$FH-45-C/D\$FH-60-C/D\$FH-75-C/D\$FH-90-C/D                                    | FH型                             | 常州博汇医疗器材有限公司        |      |
| QQT07813 | FH系列一次性使用直线吻合器   | FH-30-C\$FH-45-C\$FH-60-C                                                                | FH型                             | 常州博汇医疗器材有限公司        |      |
| QQT07814 | FH系列一次性使用直线吻合器   | FH-75-C\$FH-90-C\$FH-30-D                                                                | FH型                             | 常州博汇医疗器材有限公司        |      |
| QQT07815 | FH系列一次性使用直线吻合器   | FH-45-D\$FH-60-D\$FH-75-D\$FH-90-D                                                       | FH型                             | 常州博汇医疗器材有限公司        |      |
| QQT07841 | ZH系列一次性使用自动直线吻合器 | ZH-30-C / D\$ZH-45-C / D（单组件）                                                            | ZH型                             | 常州博汇医疗器材有限公司        |      |
| QQT07842 | ZH系列一次性使用自动直线吻合器 | ZH-60-C / D\$ZH-75-C / D\$ZH-90-C / D（单组件）                                               | ZH型                             | 常州博汇医疗器材有限公司        |      |
| QQT07843 | ZH系列一次性使用自动直线吻合器 | ZH-60-C / D\$ZH-75-C / D\$ZH-90-C / D、（双组件）                                              | ZH型                             | 常州博汇医疗器材有限公司        |      |
| QQT07844 | ZH系列一次性使用自动直线吻合器 | ZH-30-C\$ZH-30-D\$ZH-45-C\$ZH-45-D\$ZH-60-C\$ZH-60-D\$ZH-75-C\$ZH-75-D\$ZH-90-C\$ZH-90-D | ZH型                             | 常州博汇医疗器材有限公司        |      |

| 流水号      | 产品名称        | 产品规格    | 产品型号    | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|-------------|---------|---------|-----------------|------|
| QQT07866 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA4535S | TA4535S | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07867 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA9048S | TA9048S | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07868 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA9048L | TA9048L | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07869 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA4548L | TA4548L | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07870 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA9035S | TA9035S | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07871 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA30V3L | TA30V3L | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07872 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA6048L | TA6048L | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07873 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA3035L | TA3035L | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07874 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA4535L | TA4535L | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07875 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA6035S | TA6035S | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07876 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA3035S | TA3035S | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07877 | 闭合吻合器及一次性钉匣 | TA6048S | TA6048S | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号      | 产品名称           | 产品规格                | 产品型号                | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|----------------|---------------------|---------------------|-----------------|------|
| QQT07878 | 闭合吻合器及一次性钉匣    | TA30V3S             | TA30V3S             | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07879 | 闭合吻合器及一次性钉匣    | TA4548S             | TA4548S             | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07880 | 闭合吻合器及一次性钉匣    | TA6035L             | TA6035L             | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07881 | 闭合吻合器及一次性钉匣    | TA9035L             | TA9035L             | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07882 | 闭合吻合器及一次性钉匣    | 10450               | 10450               | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07883 | 闭合吻合器及一次性钉匣    | 10470               | 10470               | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07884 | 闭合吻合器及一次性钉匣    | 10460               | 10460               | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07885 | 闭合吻合器及一次性钉匣    | TA3048S             | TA3048S             | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07886 | 闭合吻合器及一次性钉匣    | TA3048L             | TA3048L             | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07891 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA45CTAVM         | EGIA45CTAVM         | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07893 | 线型吻（缝）合器       | XF-30\$XF-60\$XF-90 | XF-30\$XF-60\$XF-90 | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |
| QQT07894 | 旋转头闭合吻合器       | 17615               | 17615               | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格                           | 产品型号                           | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------|------|
| QQT07895 | 旋转头闭合吻合器      | 17612                          | 17612                          | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07896 | 旋转头闭合吻合器      | 17619                          | 17619                          | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07897 | 旋转头闭合吻合器      | 17614                          | 17614                          | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07898 | 旋转头闭合吻合器      | 17617                          | 17617                          | 美国 Covidien llc |      |
| QQT07910 | 一次性使用线型吻（缝）合器 | XFA-30\$XFA-45\$XFA-60\$XFA-90 | XFA-30\$XFA-45\$XFA-60\$XFA-90 | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |
| QQT07916 | 一次性使用直线吻（缝）合器 | ZYF                            | 45                             | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 |      |
| QQT07917 | 一次性使用直线吻（缝）合器 | ZYF                            | 60                             | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 |      |
| QQT07919 | 一次性使用直线吻（缝）合器 | ZYF                            | 30                             | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 |      |
| QQT07921 | 一次性使用直线吻（缝）合器 | ZYF                            | 90                             | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 |      |
| QQT07937 | 一次性使用直线型缝合器   | 30\$45\$60\$75\$90\$100        | AKZF\$AKZFB\$AKZFC             | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT07970 | 一次性使用直线型缝合器   | B60（H / L）                     | TLS-B                          | 浙江天松医疗器械股份有限公司  |      |
| QQT07971 | 一次性使用直线型缝合器   | B30（H / L）                     | TLS-B                          | 浙江天松医疗器械股份有限公司  |      |

| 流水号      | 产品名称           | 产品规格                                                                                | 产品型号                                       | 生产企业           | 挂网企业 |
|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|
| QQT07972 | 一次性使用直线型缝合器    | B45 (H / L)                                                                         | TLS-B                                      | 浙江天松医疗器械股份有限公司 |      |
| QQT07975 | 一次性使用直线型缝合器    | B90 (H / L)                                                                         | TLS-B                                      | 浙江天松医疗器械股份有限公司 |      |
| QQT07987 | 一次性使用直线型缝合器    | ATL30S\$ATL60S\$ATL30\$ATL45\$ATL60\$ATL90                                          | ATL30S\$ATL60S\$ATL30\$ATL45\$ATL60\$ATL90 | 上海导向医疗系统有限公司   |      |
| QQT08001 | 一次性使用直线型吻（缝）合器 | SYF (B) -30 (H) \$SYF (B) -30 (L) \$SYF (B) -45 (H) \$SYF (B) -45 (L) \$SYF (B) -60 | SYF (A) \$SYF (B)                          | 广州市实联医疗器械有限公司  |      |
| QQT08002 | 一次性使用直线型吻（缝）合器 | SYF (B) -30 (H / L)                                                                 | SYF (B)                                    | 广东实联医疗器械有限公司   |      |
| QQT08003 | 一次性使用直线型吻（缝）合器 | SYF (B) -90 (H / L)                                                                 | SYF (B)                                    | 广东实联医疗器械有限公司   |      |
| QQT08004 | 一次性使用直线型吻（缝）合器 | SYF (B) -45 (H / L)                                                                 | SYF (B)                                    | 广东实联医疗器械有限公司   |      |
| QQT08005 | 一次性使用直线型吻（缝）合器 | SYF (B) -60 (H / L)                                                                 | SYF (B)                                    | 广东实联医疗器械有限公司   |      |
| QQT08021 | 一次性使用直线型吻（缝）合器 | SYF (B) -45 (H / L)                                                                 | SYF (B)                                    | 广东实联医疗器械有限公司   |      |
| QQT08023 | 一次性使用直线型吻（缝）合器 | SYF (B) -30 (H / L)                                                                 | SYF (B)                                    | 广东实联医疗器械有限公司   |      |
| QQT08027 | 一次性使用直线型吻（缝）合器 | SYF (B) -75 (H / L)                                                                 | SYF (B)                                    | 广东实联医疗器械有限公司   |      |
| QQT08037 | 一次性使用直线型吻（缝）合器 | SYF (B) -75H\$SYF (B) -75L                                                          | SYF (B)                                    | 广东实联医疗器械有限公司   |      |



| 流水号      | 产品名称                  | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                            | 生产企业          | 挂网企业 |
|----------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|------|
| QQT08040 | 一次性使用直线型吻（缝）<br>合器    | SYF（B）-60-H\$SYF（B）-60-L                                                                      | SYF（B）                                                          | 广东实联医疗器械有限公司  |      |
| QQT08041 | 一次性使用直线型吻（缝）<br>合器    | SYF（B）-90H\$SYF（B）-90L                                                                        | SYF（B）                                                          | 广东实联医疗器械有限公司  |      |
| QQT08045 | 一次性使用直线型吻（缝）<br>合器和组件 | JYF（B）-30（H/L）\$JYF（B）<br>-45（H/L）\$JYF（B）-60（H/<br>L）\$JYF（B）-75（H/L）\$JYF                   | JYF（B）-30（H/L）<br>\$JYF（B）-45（H/L）<br>\$JYF（B）-60（H/L）          | 常州健瑞宝医疗器械有限公司 |      |
| QQT08046 | 一次性使用直线型吻（缝）<br>合器和组件 | JYFA-30H\$JYFA-30L\$JYFA-<br>45H\$JYFA-45L\$JYFA-60H\$JYFA-<br>60L\$JYFA-75H\$JYFA-75L\$JYFA- | JYFA-30H\$JYFA-<br>30L\$JYFA-45H\$JYFA-<br>45L\$JYFA-60H\$JYFA- | 常州健瑞宝医疗器械有限公司 |      |
| QQT08047 | 一次性使用直线型吻（缝）<br>合器和组件 | JYF（C）-30（H）\$JYF（C）-45<br>（H）\$JYF（C）-60（H）\$JYF<br>（C）-75（H）\$JYF（C）-90                     | JYF（C）-30（H）\$JYF<br>（C）-45（H）\$JYF<br>（C）-60（H）\$JYF           | 常州健瑞宝医疗器械有限公司 |      |
| QQT08048 | 一次性使用直线型吻（缝）<br>合器及组件 | AKZF A-90H                                                                                    | AKZF A                                                          | 常州安克医疗科技有限公司  |      |
| QQT08049 | 一次性使用直线型吻（缝）<br>合器及组件 | AKZF B-100H                                                                                   | AKZF B                                                          | 常州安克医疗科技有限公司  |      |
| QQT08050 | 一次性使用直线型吻（缝）<br>合器及组件 | AKZF B-30L                                                                                    | AKZF B                                                          | 常州安克医疗科技有限公司  |      |
| QQT08051 | 一次性使用直线型吻（缝）<br>合器及组件 | AKZF A-75H                                                                                    | AKZF A                                                          | 常州安克医疗科技有限公司  |      |
| QQT08052 | 一次性使用直线型吻（缝）<br>合器及组件 | AKZF A-75L                                                                                    | AKZF A                                                          | 常州安克医疗科技有限公司  |      |
| QQT08053 | 一次性使用直线型吻（缝）<br>合器及组件 | AKZF C-90H                                                                                    | AKZF C                                                          | 常州安克医疗科技有限公司  |      |
| QQT08054 | 一次性使用直线型吻（缝）<br>合器及组件 | AKZF C-90L                                                                                    | AKZF C                                                          | 常州安克医疗科技有限公司  |      |

| 流水号      | 产品名称              | 产品规格       | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------------|------------|-------|--------------|------|
| QQT08055 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFB-60H  | AKZFB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08056 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFB-60L  | AKZFB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08057 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFC-30H  | AKZFC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08058 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFC-60H  | AKZFC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08059 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFC-100H | AKZFC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08060 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFB-45H  | AKZFB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08061 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFA-60H  | AKZFA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08062 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFB-90H  | AKZFB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08063 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFA-30H  | AKZFA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08064 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFA-45L  | AKZFA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08065 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFB-30H  | AKZFB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08066 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFC-45H  | AKZFC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称              | 产品规格       | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|-------------------|------------|-------|--------------|------|
| QQT08067 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFC-60L  | AKZFC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08068 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFC-100L | AKZFC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08069 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFA-45H  | AKZFA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08070 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFA-90L  | AKZFA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08071 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFB-45L  | AKZFB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08072 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFC-30L  | AKZFC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08073 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFA-100H | AKZFA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08074 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFC-75L  | AKZFC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08075 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFA-100L | AKZFA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08076 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFC-45L  | AKZFC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08077 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFA-30L  | AKZFA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08078 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFB-75H  | AKZFB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称              | 产品规格                                                                      | 产品型号                                                           | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT08079 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFB-75L                                                                 | AKZFB                                                          | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT08080 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFA-60L                                                                 | AKZFA                                                          | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT08081 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFB-100L                                                                | AKZFB                                                          | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT08082 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFB-90L                                                                 | AKZFB                                                          | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT08083 | 一次性使用直线型吻（缝）合器及组件 | AKZFC-75H                                                                 | AKZFC                                                          | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT08097 | 一次性使用直线型吻合器及组件    | 直线型                                                                       | 吻合器：DKZX-303\$吻合器：DKZX-453\$吻合器：DKZX-603\$吻合                   | 常州德凯医疗器械有限公司    |      |
| QQT08155 | 一次性直线型吻合器         | ALSA-30D / H\$ALSA-45D / H\$ALSA-60D / H\$ALSA-90D / H                    | ALSA-30D / H\$ALSA-45D / H\$ALSA-60D / H\$ALSA-90D / H         | 苏州澳力欣精密技术有限公司   |      |
| QQT08182 | 一次性自动线型吻合器及钉仓组件   | RLS（V）-30                                                                 | RLS（V）-30                                                      | 江苏风和医疗器材有限公司    |      |
| QQT08183 | 一次性自动线型吻合器及钉仓组件   | FLS（V）-30\$FLS（S）-30\$FLS（T）-30\$FLS（S）-40\$FLS（T）-40\$FLS（S）-45\$FLS（T）- | FLS（V）-30\$FLS（S）-30\$FLS（T）-30\$FLS（S）-40\$FLS（T）-40\$FLS（S）- | 江苏风和医疗器材有限公司    |      |
| QQT08240 | 闭合吻合器及一次性钉匣       | 015433L                                                                   | 015433L                                                        | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08241 | 闭合吻合器及一次性钉匣       | 015458L                                                                   | 015458L                                                        | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08242 | 闭合吻合器及一次性钉匣       | 015485L                                                                   | 015485L                                                        | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号      | 产品名称              | 产品规格                                                                                   | 产品型号                                                           | 生产企业                | 挂网企业 |
|----------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------|
| QQT08243 | 闭合吻合器及一次性钉匣       | 015441L                                                                                | 015441L                                                        | 美国 Covidien llc     |      |
| QQT08244 | 闭合吻合器及一次性钉匣       | 015451L                                                                                | 015451L                                                        | 美国 Covidien llc     |      |
| QQT08245 | 闭合吻合器及一次性钉匣       | 015477L                                                                                | 015477L                                                        | 美国 Covidien llc     |      |
| QQT08246 | 闭合吻合器及一次性钉匣       | 015427L                                                                                | 015427L                                                        | 美国 Covidien llc     |      |
| QQT08247 | 缝合器组件             | I型60钛, 60钽\$ I型90钛, 90钽<br>\$ II型40钛, 40钽\$ II型60钛, 60<br>钽\$ II型90钛, 90钽              | I型\$ II型                                                       | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 |      |
| QQT08251 | 线型吻(缝)合器组件        | XF-L30\$XF-L60\$XF-L90                                                                 | XF-L30\$XF-L60\$XF-L90                                         | 常州市新能源吻合器总厂有限公司     |      |
| QQT08254 | 一次性使用直线吻(缝)合器钉仓组件 | ZYF                                                                                    | 90                                                             | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司     |      |
| QQT08255 | 一次性使用直线吻(缝)合器钉仓组件 | ZYF                                                                                    | 60                                                             | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司     |      |
| QQT08256 | 一次性使用直线吻(缝)合器钉仓组件 | ZYF                                                                                    | 30                                                             | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司     |      |
| QQT08268 | 一次性使用直线型吻(缝)合器    | SYFZ (B) -30 (H / L) \$SYFZ (B) -45 (H / L) \$SYFZ (B) -60 (H / L) \$SYFZ (B) -75 (H / | SYFZ (B)                                                       | 广东实联医疗器械有限公司        |      |
| QQT08269 | 一次性使用直线型吻(缝)合器和组件 | JYF (A) \$JYF (B) \$JYF (C)                                                            | JYF (A) -30 (H / L) ZJ\$JYF (A) -45 (H / L) ZJ\$JYF (A) -60 (H | 常州健瑞宝医疗器械有限公司       |      |
| QQT08309 | 一次性直线型吻合器组件(钉仓)   | ALUA-30-D / H\$ALUA-45-D / H\$ALUA-60-D / H\$ALUA-90-D / H                             | ALUA-30-D / H\$ALUA-45-D / H\$ALUA-60-D / H\$ALUA-90-D / H     | 苏州澳力欣精密技术有限公司       |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                                                    | 产品型号                                                | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------|
| QQT08316 | 直线吻合器组件          | 组件                                                                                      | DZ-303\$DZ-453\$DZ-603\$DZ-903\$DZ-304\$DZ-454\$DZ- | 常州德凯医疗器械有限公司 |      |
| QQT08348 | HQ系列一次性使用弧型切割吻合器 | HQ-30-C\$HQ-30-D\$HQ-45-C\$HQ-45-D                                                      | HQ型                                                 | 常州博汇医疗器材有限公司 |      |
| QQT08349 | HQ系列一次性使用弧型切割吻合器 | HQ-30-C\$HQ-30-D\$HQ-45-C\$HQ-45-D                                                      | HQ-30-C\$HQ-30-D\$HQ-45-C\$HQ-45-D                  | 常州博汇医疗器材有限公司 |      |
| QQT08378 | QH系列一次性使用直线切割吻合器 | QHD-100-D\$QHS-100-D                                                                    | QH型                                                 | 常州博汇医疗器材有限公司 |      |
| QQT08379 | QH系列一次性使用直线切割吻合器 | QHD-80-D\$QHS-80-D                                                                      | QH型                                                 | 常州博汇医疗器材有限公司 |      |
| QQT08380 | QH系列一次性使用直线切割吻合器 | QHD-60-C\$QHS-60-C                                                                      | QH型                                                 | 常州博汇医疗器材有限公司 |      |
| QQT08381 | QH系列一次性使用直线切割吻合器 | QHD-80-D、QHS-80-D（单组件）                                                                  | QH型                                                 | 常州博汇医疗器材有限公司 |      |
| QQT08382 | QH系列一次性使用直线切割吻合器 | QHD-100-D、QHS-100-D（单组件）                                                                | QH型                                                 | 常州博汇医疗器材有限公司 |      |
| QQT08383 | QH系列一次性使用直线切割吻合器 | QHD-60-D\$QHS-60-D\$QHD-60-C\$QHS-60-C\$QHD-55-C\$QHD-55-D\$QHD-75-C\$QHD-75-D\$QHD-80- | QH型                                                 | 常州博汇医疗器材有限公司 |      |
| QQT08384 | QH系列一次性使用直线切割吻合器 | QHD-100-E\$QHS-100-E（单组件）                                                               | QH型                                                 | 常州博汇医疗器材有限公司 |      |
| QQT08385 | QH系列一次性使用直线切割吻合器 | QHD-60-D\$QHS-60-D                                                                      | QH型                                                 | 常州博汇医疗器材有限公司 |      |
| QQT08386 | QH系列一次性使用直线切割吻合器 | QHD-100-E（双组件）\$QHS-100-E（双组件）                                                          | QH型                                                 | 常州博汇医疗器材有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                                                     | 产品型号                                                      | 生产企业                                                   | 挂网企业 |
|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|
| QQT08387 | QH系列一次性使用直线切割吻合器 | QHD-80-C（单组件）\$QHS-80-C（单组件）                                                             | QH型                                                       | 常州博汇医疗器材有限公司                                           |      |
| QQT08388 | QH系列一次性使用直线切割吻合器 | QHD-55-C\$QHD-55-D\$QHD-60-C\$QHD-60-D\$QHD-75-C\$QHD-75-D\$QHD-80-C\$QHD-80-D\$QHD-100- | QHD-55-C\$QHD-55-D\$QHD-60-C\$QHD-60-D\$QHD-75-C\$QHD-75- | 常州博汇医疗器材有限公司                                           |      |
| QQT08389 | QH系列一次性使用直线切割吻合器 | QHS-60-D\$QHS-80-C\$QHS-80-D\$QHS-100-D\$QHS-100-E                                       | QHS-60-D\$QHS-80-C\$QHS-80-D\$QHS-100-D\$QHS-100-E        | 常州博汇医疗器材有限公司                                           |      |
| QQT08403 | 腹壁吻合器            | 直径1.63mm，长150mm                                                                          | D1001                                                     | 美国 Mediflex, a division of Flexbar Machine Corporation |      |
| QQT08413 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣   | 030807L                                                                                  | 030807L                                                   | 美国 Covidien llc                                        |      |
| QQT08414 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣   | 30813                                                                                    | 30813                                                     | 美国 Covidien llc                                        |      |
| QQT08415 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣   | 030330L                                                                                  | 030330L                                                   | 美国 Covidien llc                                        |      |
| QQT08416 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣   | 30811                                                                                    | 30811                                                     | 美国 Covidien llc                                        |      |
| QQT08417 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣   | 30449                                                                                    | 30449                                                     | 美国 Covidien llc                                        |      |
| QQT08418 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣   | EGIAUNIVXL                                                                               | EGIAUNIVXL                                                | 美国 Covidien llc                                        |      |
| QQT08419 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣   | 030805L                                                                                  | 030805L                                                   | 美国 Covidien llc                                        |      |
| QQT08432 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣   | EGIA45AMT                                                                                | EGIA45AMT                                                 | 美国 Covidien llc                                        |      |

| 流水号      | 产品名称           | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|----------------|-------------|-------------|-----------------|------|
| QQT08433 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA60AVM   | EGIA60AVM   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08434 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA30CTAVM | EGIA30CTAVM | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08435 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA60CTAVM | EGIA60CTAVM | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08436 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA60AMT   | EGIA60AMT   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08437 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA60AXT   | EGIA60AXT   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08438 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA30AVM   | EGIA30AVM   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08439 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA45CTAV  | EGIA45CTAV  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08440 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA45AVM   | EGIA45AVM   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08441 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA30AMT   | EGIA30AMT   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08442 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA45AXT   | EGIA45AXT   | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08443 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA45AV    | EGIA45AV    | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08444 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIA60CTAMT | EGIA60CTAMT | 美国 Covidien llc |      |



| 流水号      | 产品名称        | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|------|
| QQT08471 | 切割吻合器及一次性钉匣 | 3975      | 3975      | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08472 | 切割吻合器及一次性钉匣 | 30470     | 30470     | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08473 | 切割吻合器及一次性钉匣 | 30715     | 30715     | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08475 | 旋转头切割吻合器    | 30403     | 30403     | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08519 | 一次性切割吻合器及钉匣 | SGIA6038L | SGIA6038L | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08520 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA6038S  | GIA6038S  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08521 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA8038S  | GIA8038S  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08522 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA8048L  | GIA8048L  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08523 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA10038S | GIA10038S | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08524 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA6048L  | GIA6048L  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08525 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA6025L  | GIA6025L  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08526 | 一次性切割吻合器及钉匣 | GIA10048L | GIA10048L | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格                                              | 产品型号                                              | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|---------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT08527 | 一次性切割吻合器及钉匣   | GIA8038L                                          | GIA8038L                                          | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08528 | 一次性切割吻合器及钉匣   | GIA10038L                                         | GIA10038L                                         | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08529 | 一次性切割吻合器及钉匣   | GIA8048S                                          | GIA8048S                                          | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08530 | 一次性切割吻合器及钉匣   | GIA6048S                                          | GIA6048S                                          | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08531 | 一次性切割吻合器及钉匣   | GIA10048S                                         | GIA10048S                                         | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08532 | 一次性切割吻合器及钉匣   | GIA6025S                                          | GIA6025S                                          | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08533 | 一次性切割吻合器及钉匣   | SGIA6038S                                         | SGIA6038S                                         | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08535 | 一次性切割吻合器及切割组件 | JCW (A) -55 (V / L / H) \$JCW (A) -60 (V / L / H) | JCW (A) -55 (V / L / H) \$JCW (A) -60 (V / L / H) | 常州健瑞宝医疗器械有限公司   |      |
| QQT08555 | 一次性使用切割吻（缝）合器 | YQG                                               | 100                                               | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 |      |
| QQT08556 | 一次性使用切割吻（缝）合器 | YQG                                               | 55                                                | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 |      |
| QQT08560 | 一次性使用切割吻（缝）合器 | YQG                                               | 75                                                | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 |      |
| QQT08582 | 一次性使用旋转切割吻合器  | XNY-S\$XNY-M\$XNY-L                               | XNY-S\$XNY-M\$XNY-L                               | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称                 | 产品规格                       | 产品型号                | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|----------------------|----------------------------|---------------------|-----------------|------|
| QQT08583 | 一次性使用旋转切割吻合器和钉仓（吻合器） | XNY-M                      | XNY-M               | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |
| QQT08584 | 一次性使用旋转切割吻合器和钉仓（吻合器） | XNY-S                      | XNY-S               | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |
| QQT08585 | 一次性使用旋转切割吻合器和钉仓（吻合器） | XNY-L                      | XNY-L               | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |
| QQT08603 | 一次性使用直线切割型缝合器        | 55 / 60\$75 / 80\$90 / 100 | AKLCA\$AKLCB\$AKLCC | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT08657 | 一次性使用直线切割型吻合（缝）合器及组件 | AKLCA-90M                  | AKLCA               | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT08658 | 一次性使用直线切割型吻合（缝）合器及组件 | AKLCC-80H                  | AKLCC               | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT08659 | 一次性使用直线切割型吻合（缝）合器及组件 | AKLCA-75H                  | AKLCA               | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT08660 | 一次性使用直线切割型吻合（缝）合器及组件 | AKLCC-55M                  | AKLCC               | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT08661 | 一次性使用直线切割型吻合（缝）合器及组件 | AKLCA-90H                  | AKLCA               | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT08662 | 一次性使用直线切割型吻合（缝）合器及组件 | AKLCC-75M                  | AKLCC               | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT08663 | 一次性使用直线切割型吻合（缝）合器及组件 | AKLCC-100L                 | AKLCC               | 常州安克医疗科技有限公司    |      |
| QQT08664 | 一次性使用直线切割型吻合（缝）合器及组件 | AKLCB-75H                  | AKLCB               | 常州安克医疗科技有限公司    |      |

| 流水号      | 产品名称                | 产品规格       | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------------------|------------|-------|--------------|------|
| QQT08665 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCB-60M  | AKLCB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08666 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCB-100L | AKLCB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08667 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCC-75L  | AKLCC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08668 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCB-60H  | AKLCB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08669 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCB-55M  | AKLCB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08670 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCA-75M  | AKLCA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08671 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCA-100L | AKLCA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08672 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCB-100H | AKLCB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08673 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCC-80M  | AKLCC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08674 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCB-55H  | AKLCB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08675 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCA-80H  | AKLCA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08676 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCA-75L  | AKLCA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称                | 产品规格       | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------------------|------------|-------|--------------|------|
| QQT08677 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCA-80L  | AKLCA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08678 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCC-60M  | AKLCC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08679 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCB-90H  | AKLCB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08680 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCC-80L  | AKLCC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08681 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCA-100H | AKLCA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08682 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCA-60M  | AKLCA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08683 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCC-100M | AKLCC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08684 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCA-55M  | AKLCA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08685 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCB-75M  | AKLCB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08686 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCC-90M  | AKLCC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08687 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCC-60L  | AKLCC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08688 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCB-55L  | AKLCB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称                | 产品规格       | 产品型号  | 生产企业         | 挂网企业 |
|----------|---------------------|------------|-------|--------------|------|
| QQT08689 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCC-90H  | AKLCC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08690 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCC-90L  | AKLCC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08691 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCB-80M  | AKLCB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08692 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCB-90M  | AKLCB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08693 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCB-90L  | AKLCB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08694 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCB-75L  | AKLCB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08695 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCA-100M | AKLCA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08696 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCC-100H | AKLCC | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08697 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCA-60L  | AKLCA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08698 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCB-80L  | AKLCB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08699 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCA-55H  | AKLCA | 常州安克医疗科技有限公司 |      |
| QQT08700 | 一次性使用直线切割型吻（缝）合器及组件 | AKLCB-80H  | AKLCB | 常州安克医疗科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称               | 产品规格          | 产品型号  | 生产企业           | 挂网企业 |
|----------|--------------------|---------------|-------|----------------|------|
| QQT08701 | 一次性使用直线切割型吻合器及组件   | AKLCA-80M     | AKLCA | 常州安克医疗科技有限公司   |      |
| QQT08702 | 一次性使用直线切割型吻合器及组件   | AKLCB-60L     | AKLCB | 常州安克医疗科技有限公司   |      |
| QQT08703 | 一次性使用直线切割型吻合器及组件   | AKLCC-60H     | AKLCC | 常州安克医疗科技有限公司   |      |
| QQT08704 | 一次性使用直线切割型吻合器及组件   | AKLCA-90L     | AKLCA | 常州安克医疗科技有限公司   |      |
| QQT08705 | 一次性使用直线切割型吻合器及组件   | AKLCA-60H     | AKLCA | 常州安克医疗科技有限公司   |      |
| QQT08706 | 一次性使用直线切割型吻合器及组件   | AKLCA-55L     | AKLCA | 常州安克医疗科技有限公司   |      |
| QQT08707 | 一次性使用直线切割型吻合器及组件   | AKLCB-100M    | AKLCB | 常州安克医疗科技有限公司   |      |
| QQT08708 | 一次性使用直线切割型吻合器及组件   | AKLCC-55H     | AKLCC | 常州安克医疗科技有限公司   |      |
| QQT08709 | 一次性使用直线切割型吻合器及组件   | AKLCC-75H     | AKLCC | 常州安克医疗科技有限公司   |      |
| QQT08710 | 一次性使用直线切割型吻合器及组件   | AKLCC-55L     | AKLCC | 常州安克医疗科技有限公司   |      |
| QQT08715 | 一次性使用直线型切割缝合器及切割组件 | B-100 (H / L) | TLC-B | 浙江天松医疗器械股份有限公司 |      |
| QQT08716 | 一次性使用直线型切割缝合器及切割组件 | B-60 (H / L)  | TLC-B | 浙江天松医疗器械股份有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称                   | 产品规格                                                                                 | 产品型号                                                     | 生产企业           | 挂网企业 |
|----------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------|
| QQT08717 | 一次性使用直线型切割缝合器及切割组件     | B-80 (H / L)                                                                         | TLC-B                                                    | 浙江天松医疗器械股份有限公司 |      |
| QQT08723 | 一次性使用直线型切割吻合（缝）合器及钉仓组件 | XQF-W-55\$XQF-B-55\$XQF-G-55\$XQF-B-75\$XQF-G-75\$XQF-B-100\$XQF-G-100               | XQF-W-55\$XQF-B-55\$XQF-G-55\$XQF-B-75\$XQF-G-75\$XQF-B- | 南京嘉威医疗器械有限责任公司 |      |
| QQT08724 | 一次性使用直线型切割吻合（缝）合器及钉仓组件 | XLC (W / B / G) -55\$XLC (B / G) -75\$XLC (B / G) -100                               | XLC (W / B / G) -55\$XLC (B / G) -75\$XLC (B / G) -100   | 南京嘉威医疗器械有限责任公司 |      |
| QQT08756 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件     | SYZG (B) -60 (V) \$SYZG (B) -60 (L) \$SYZG (B) -60 (H) \$SYZG (B) -80 (V) \$SYZG (B) | SYZG (B)                                                 | 广州市实联医疗器械有限公司  |      |
| QQT08757 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件     | SYZG (B) -60 (L)                                                                     | SYZG (B)                                                 | 广东实联医疗器械有限公司   |      |
| QQT08758 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件     | SYZG (B) -60 (H)                                                                     | SYZG (B)                                                 | 广东实联医疗器械有限公司   |      |
| QQT08759 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件     | SYZG (B) -100 (H)                                                                    | SYZG (B)                                                 | 广东实联医疗器械有限公司   |      |
| QQT08760 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件     | SYZG (B) -80 (L)                                                                     | SYZG (B)                                                 | 广东实联医疗器械有限公司   |      |
| QQT08761 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件     | SYZG (B) -100 (V)                                                                    | SYZG (B)                                                 | 广东实联医疗器械有限公司   |      |
| QQT08762 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件     | SYZG (B) -60 (H)                                                                     | SYZG (B)                                                 | 广东实联医疗器械有限公司   |      |
| QQT08763 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件     | SYZG (B) -80 (H)                                                                     | SYZG (B)                                                 | 广东实联医疗器械有限公司   |      |
| QQT08764 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件     | SYZG (B) -100 (L)                                                                    | SYZG (B)                                                 | 广东实联医疗器械有限公司   |      |



| 流水号      | 产品名称               | 产品规格              | 产品型号                                              | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|--------------------|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT08765 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | SYZG (B) -80 (H)  | SYZG (B)                                          | 广东实联医疗器械有限公司    |      |
| QQT08766 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | SYZG (B) -100 (L) | SYZG (B)                                          | 广东实联医疗器械有限公司    |      |
| QQT08767 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | SYZG (B) -80 (L)  | SYZG (B)                                          | 广东实联医疗器械有限公司    |      |
| QQT08768 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | SYZG (B) -100 (V) | SYZG (B)                                          | 广东实联医疗器械有限公司    |      |
| QQT08769 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | SYZG (B) -60 (L)  | SYZG (B)                                          | 广东实联医疗器械有限公司    |      |
| QQT08770 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | SYZG (B) -80 (V)  | SYZG (B)                                          | 广东实联医疗器械有限公司    |      |
| QQT08771 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | SYZG (B) -100 (H) | SYZG (B)                                          | 广东实联医疗器械有限公司    |      |
| QQT08772 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | SYZG (B) -60 (V)  | SYZG (B)                                          | 广东实联医疗器械有限公司    |      |
| QQT08773 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 |                   |                                                   |                 |      |
| QQT08774 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 |                   |                                                   |                 |      |
| QQT08798 | 一次性直线切割吻合器及钉匣      | GIA6038L          | GIA6038L                                          | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08805 | 一次性直线切割吻合器及组件      | 组件                | DQ-553\$DQ-554\$DQ-753\$DQ-754\$DQ-1003\$DQ-1004; | 常州德凯医疗器械有限公司    |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                                              | 产品型号                                                     | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT08812 | 一次性直线型切割吻合器和组件   | ALCA-55L\$ALCA-55H\$ALCA-75L\$ALCA-75H\$ALCA-100L\$ALCA-100H                      | ALCA-55L\$ALCA-55H\$ALCA-75L\$ALCA-75H\$ALCA-100L\$ALCA- | 苏州澳力欣精密技术有限公司   |      |
| QQT08813 | 一次性直线型切割吻合器及钉仓   | FALC (V) -55                                                                      | FALC (V) -55                                             | 江苏风和医疗器材有限公司    |      |
| QQT08814 | 一次性直线型切割吻合器及钉仓   | RALC (M) -75                                                                      | RALC (M) -75                                             | 江苏风和医疗器材有限公司    |      |
| QQT08815 | 一次性直线型切割吻合器及切割组件 | JCW (A) -75, 80V\$JCW (A) -75, 80L\$JCW (A) -75, 80H                              | JCW (A) -75, 80V\$JCW (A) -75, 80L\$JCW (A) -75, 80H     | 常州健瑞宝医疗器械有限公司   |      |
| QQT08816 | 一次性直型切割吻合器及切割组件  | JCW (A) -90V\$JCW (A) -90L\$JCW (A) -90H\$JCW (A) -100V\$JCW (A) -100L\$JCW (A) - | JCW (A) -90V\$JCW (A) -90L\$JCW (A) -90H\$JCW (A) -      | 常州健瑞宝医疗器械有限公司   |      |
| QQT08921 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣   | 30418                                                                             | 30418                                                    | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08922 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣   | 30453                                                                             | 30453                                                    | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08923 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣   | 30415                                                                             | 30415                                                    | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08924 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣   | 30450                                                                             | 30450                                                    | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08925 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣   | 30452                                                                             | 30452                                                    | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08926 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣   | 30419                                                                             | 30419                                                    | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08927 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣   | 30457                                                                             | 30457                                                    | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号      | 产品名称           | 产品规格  | 产品型号  | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|----------------|-------|-------|-----------------|------|
| QQT08928 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 30414 | 30414 | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08929 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 30426 | 30426 | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08930 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 30416 | 30416 | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08931 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 30422 | 30422 | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08932 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 30423 | 30423 | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08933 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 30451 | 30451 | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08934 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 30456 | 30456 | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08935 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 30412 | 30412 | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08936 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 30425 | 30425 | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08937 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 30455 | 30455 | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08938 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 30454 | 30454 | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08939 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 30458 | 30458 | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号      | 产品名称           | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|----------------|------------|------------|-----------------|------|
| QQT08940 | 内镜用切割吻合器及一次性钉匣 | 30459      | 30459      | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08943 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIAUXL    | EGIAUXL    | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08944 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIAUSTND  | EGIAUSTND  | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08945 | 腔镜下切割吻合器及一次性钉匣 | EGIAUSHORT | EGIAUSHORT | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08954 | 切割吻合器及一次性钉匣    | 030735L    | 030735L    | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08955 | 切割吻合器及一次性钉匣    | 030472L    | 030472L    | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08956 | 切割吻合器及一次性钉匣    | 030424L    | 030424L    | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08957 | 切割吻合器及一次性钉匣    | 3971       | 3971       | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08958 | 切割吻合器及一次性钉匣    | 3972       | 3972       | 美国 Covidien llc |      |
| QQT08977 | 一次性带刀钉匣        | 3973       | 3973       | 美国 Covidien llc |      |
| QQT09018 | 一次性使用切割吻（缝）合器  | YQG        | 90         | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 |      |
| QQT09019 | 一次性使用切割吻（缝）合器  | YQG        | 80         | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称                | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                                                          | 生产企业            | 挂网企业 |
|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|
| QQT09020 | 一次性使用切割吻（缝）合器       | YQG                                                                                           | 60                                                                                            | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 |      |
| QQT09021 | 一次性使用切割吻（缝）合器钉仓组件   | YQG                                                                                           | 75                                                                                            | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 |      |
| QQT09022 | 一次性使用切割吻（缝）合器钉仓组件   | YQG                                                                                           | 55                                                                                            | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 |      |
| QQT09023 | 一次性使用切割吻（缝）合器钉仓组件   | YQG                                                                                           | 100                                                                                           | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 |      |
| QQT09027 | 一次性使用旋转切割吻合器钉仓      | XNY3020A\$XNY3025A\$XNY3035A\$XNY4520A\$XNY4525A\$XNY4535A\$XNY4548A\$XNY6025A\$XNY6035A\$XNY | XNY3020A\$XNY3025A\$XNY3035A\$XNY4520A\$XNY4525A\$XNY4535A\$XNY4548A\$XNY6025A\$XNY6035A\$XNY | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |
| QQT09034 | 一次性使用旋转切割吻合器和钉仓（钉仓） | XNY-S\$XNY-M\$XNY-L                                                                           | 吻合器                                                                                           | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |
| QQT09035 | 一次性使用旋转切割吻合器和钉仓（钉仓） | XNY3020\$XNY3020A\$XNY3025\$XNY3025A\$XNY3035\$XNY3035A\$XNY4520\$XNY4520A\$XNY4525\$XNY4525A | 钉仓                                                                                            | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |
| QQT09036 | 一次性使用旋转切割吻合器和钉仓（钉仓） | XNY-S\$XNY-M\$XNY-L                                                                           | 吻合器                                                                                           | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |
| QQT09037 | 一次性使用旋转切割吻合器和钉仓（钉仓） | XNY3020\$XNY3020A\$XNY3025\$XNY3025A\$XNY3035\$XNY3035A\$XNY4520\$XNY4520A\$XNY4525\$XNY4525A | 钉仓                                                                                            | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |
| QQT09038 | 一次性使用旋转切割吻合器和钉仓（钉仓） | XNY4548\$XNY4548A\$XNY6025\$XNY6025A\$XNY6035\$XNY6035A\$XNY6048\$XNY6048A                    | 钉仓                                                                                            | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |
| QQT09039 | 一次性使用旋转切割吻合器和钉仓（钉仓） | XNY3020A\$XNY3025A\$XNY3035A\$XNY3020\$XNY3025\$XNY3035\$XNY4520\$XNY4520A\$XNY4525\$XNY4525A | XNY3020A\$XNY3025A\$XNY3035A\$XNY3020\$XNY3025\$XNY3035\$XNY4520\$XNY4520A\$XNY4525\$XNY4525A | 常州市新能源吻合器总厂有限公司 |      |
| QQT09058 | 一次性使用直线吻（缝）合器       | ZYF                                                                                           | 75                                                                                            | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司 |      |

| 流水号      | 产品名称               | 产品规格                                                                                     | 产品型号                                                      | 生产企业                        | 挂网企业 |
|----------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| QQT09059 | 一次性使用直线吻合器钉仓组件     | ZYF                                                                                      | 45                                                        | 常州海尔斯医疗器械科技有限公司             |      |
| QQT09062 | 一次性使用直线型切割吻合器及钉仓组件 | XQF (B / G) -55-DC\$XQF (B / G) -75-DC\$XQF (B / G) -100-DC\$XLC (W / B / G) -55-DC\$XLC | XQF (B / G) -55-DC\$XQF (B / G) -75-DC\$XQF (B / G) -100- | 南京嘉威医疗器械有限责任公司              |      |
| QQT09075 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | SYGC (B) -60 (V) \$SYGC (B) -60 (L) \$SYGC (B) -60 (H) \$SYGC (B) -80 (V) \$SYGC (B)     | SYGC (B)                                                  | 广东实联医疗器械有限公司                |      |
| QQT09076 | 一次性使用直线型切割吻合器及切割组件 | JCZ (A) -55, 60V\$JCZ (A) -55, 60L\$JCZ (A) -55, 60H                                     | JCZ (A) -55, 60V\$JCZ (A) -55, 60L\$JCZ (A) -55, 60H      | 常州健瑞宝医疗器械有限公司               |      |
| QQT09098 | 一次性直线型切割吻合器及切割组件   | JCZ (A) -75V / L / H\$JCZ (A) -80V / L / H                                               | JCZ (A) -75V / L / H\$JCZ (A) -80V / L / H                | 常州健瑞宝医疗器械有限公司               |      |
| QQT09099 | 一次性直线型切割吻合器及切割组件   | JCZ (A) -90, 100V\$JCZ (A) -90, 100L\$JCZ (A) -90, 100H                                  | JCZ (A) -90, 100V\$JCZ (A) -90, 100L\$JCZ (A) -90,        | 常州健瑞宝医疗器械有限公司               |      |
| QQT09100 | 一次性直线型切割组件         | ACUA-55L / H\$ACUA-75L / H\$ACUA-100L / H                                                | ACUA-55L / H\$ACUA-75L / H\$ACUA-100L / H                 | 苏州澳力欣精密技术有限公司               |      |
| QQT09103 | 直线切割吻合器组件          | 吻合器                                                                                      | DKQG-553\$DKQG-554\$DKQG-753\$DKQG-754\$DKQG-1003\$DKQG-  | 常州德凯医疗器械有限公司                |      |
| QQT09144 | Districath 化疗泵     | 12*29.7毫米\$12*29.7毫米\$12*29.7毫米\$12*29.7毫米                                               | IONIS-S2.2\$IONIS-S2.8\$IONIS-S2.0\$ELIES-                | 法国DISTRICLASS MEDICAL SA    |      |
| QQT09180 | 植入式腹膜给药系统          | 21-2000-24                                                                               | 21-2000-24                                                | 美国 Smiths Medical ASD, Inc  |      |
| QQT09181 | 植入式给药装置            | MRCTI66001-C\$MRCTI66041-C\$MRCTI66801-C\$MRCTI66841-C\$MRCTI80001-C\$MRCTI80041-        | MRCTI66001-C\$MRCTI66041-C\$MRCTI66801-                   | 美国 Medical Components, Inc. |      |
| QQT09182 | 植入式给药装置            | 8F, 可拆卸                                                                                  | MRCTI66001-C\$MRCTI66041-C\$MRCTI66801-                   | 美国 Medical Components, Inc. |      |

| 流水号      | 产品名称                  | 产品规格                                           | 产品型号                                           | 生产企业                       | 挂网企业 |
|----------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------|
| QQT09183 | 植入式静脉给药系统             | 21-4070-24\$21-4082-24\$21-4071-24\$21-4083-24 | 21-4070-24\$21-4082-24\$21-4071-24\$21-4083-24 | 美国 Smiths Medical ASD, Inc |      |
| QQT09184 | 植入式静脉给药系统             | 21-4052-24\$21-4054-24\$21-4053-24\$21-4055-24 | 21-4052-24\$21-4054-24\$21-4053-24\$21-4055-24 | 美国 Smiths Medical ASD, Inc |      |
| QQT09386 | 斯泰可可吸收止血海绵            | 80*50*10mm                                     | 80*50*10mm                                     | 德国Curasan AG               |      |
| QQT09427 | 宫颈止血材料（商品名：宫颈损伤创面修复器） | 1支 / 盒                                         | B型0.5克重                                        | 江西厚德生物材料有限公司               |      |
| QQT09428 | 宫颈止血材料（商品名：宫颈损伤创面修复器） | 1支 / 盒                                         | A型0.2克重                                        | 江西厚德生物材料有限公司               |      |
| QQT09452 | 连发式痔疮套扎器              | 5圈（单装）                                         | ZDFR-TZQ-02                                    | 广州中大福瑞医疗科技有限公司             |      |
| QQT09453 | 连发式痔疮套扎器              | 3圈（单装）                                         | ZDFR-TZQ-02                                    | 广州中大福瑞医疗科技有限公司             |      |
| QQT09454 | 连发式痔疮套扎器              | 5圈（固定头，套装）                                     | ZDFR-TZQ-02                                    | 广州中大福瑞医疗科技有限公司             |      |
| QQT09455 | 连发式痔疮套扎器              | 5圈（万向头，套装）                                     | ZDFR-TZQ-02                                    | 广州中大福瑞医疗科技有限公司             |      |
| QQT09456 | 连发式痔疮套扎器              | 5圈（单装）                                         | ZDFR-TZQ-01                                    | 广州中大福瑞医疗科技有限公司             |      |
| QQT09457 | 连发式痔疮套扎器              | 3圈（单装）                                         | ZDFR-TZQ-01                                    | 广州中大福瑞医疗科技有限公司             |      |
| QQT09459 | 一次性使用微创痔疮套扎器          | JF- I \$JF- II                                 | JF- I \$JF- II                                 | 江阴市金凤医疗器材有限公司              |      |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格                      | 产品型号                                                      | 生产企业                         | 挂网企业 |
|----------|---------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| QQT09466 | 自动痔疮套扎器       |                           |                                                           |                              |      |
| QQT09467 | 自动痔疮套扎器       |                           |                                                           |                              |      |
| QQT09468 | AXIUS湿化吹雾管    | CB-1000\$DB-1000\$UA-5001 | CB-1000\$DB-1000\$UA-5001                                 | 美国 MAQUET Cardiovascular LLC |      |
| QQT09470 | 吹雾管           | 22120\$22150              | 22120\$22150                                              | 美国Medtronic Inc.             |      |
| QQT09473 | 聚左旋乳酸可吸收骨固定系统 | 肋骨固定钉                     | RA-2722\$RA-2732\$RA-2733\$RA-2743\$RA-3422\$RA-3432\$RA- | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）            |      |
| QQT09474 | 聚左旋乳酸可吸收骨固定系统 | 胸骨固定钉                     | BA-2353\$BA-2753\$BBS-1022\$BBS-1522\$BPD-1510            | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）            |      |
| QQT09475 | 固定片           | 6.0cm                     | 01-3801                                                   | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09476 | 肋骨矫形板         | 20.3cm                    | 01-3708                                                   | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09477 | 肋骨矫形板         | 30.5cm                    | 01-3712                                                   | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09478 | 肋骨矫形板         | 31.0cm                    | 01-3712-P                                                 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09479 | 肋骨矫形板         | 40.6cm                    | 01-3716-P                                                 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09480 | 肋骨矫形板         | 22.9cm                    | 01-3709                                                   | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |



| 流水号      | 产品名称  | 产品规格   | 产品型号       | 生产企业                         | 挂网企业 |
|----------|-------|--------|------------|------------------------------|------|
| QQT09481 | 肋骨矫形板 | 33.0cm | 01-3713-P  | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09482 | 肋骨矫形板 | 36.8cm | 01-3714-05 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09483 | 肋骨矫形板 | 43.2cm | 01-3717    | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09484 | 肋骨矫形板 | 25.4   | 01-3710    | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09485 | 肋骨矫形板 | 28.0cm | 01-3711-P  | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09486 | 肋骨矫形板 | 39.4cm | 01-3715-05 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09487 | 肋骨矫形板 | 43.0cm | 01-3717-P  | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09488 | 肋骨矫形板 | 26.7cm | 01-3710-05 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09489 | 肋骨矫形板 | 42.0cm | 01-3716-05 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09490 | 肋骨矫形板 | 33.0cm | 01-3713    | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09491 | 肋骨矫形板 | 21.6cm | 01-3708-05 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09492 | 肋骨矫形板 | 24.0cm | 01-3709-05 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号      | 产品名称  | 产品规格   | 产品型号       | 生产企业                         | 挂网企业 |
|----------|-------|--------|------------|------------------------------|------|
| QQT09493 | 肋骨矫形板 | 29.2cm | 01-3711-05 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09494 | 肋骨矫形板 | 31.8cm | 01-3712-05 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09495 | 肋骨矫形板 | 17.8cm | 01-3707    | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09496 | 肋骨矫形板 | 35.6cm | 01-3714    | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09497 | 肋骨矫形板 | 40.6cm | 01-3716    | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09498 | 肋骨矫形板 | 25.0cm | 01-3710-P  | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09499 | 肋骨矫形板 | 36.0cm | 01-3714-P  | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09500 | 肋骨矫形板 | 38.1cm | 1.3715     | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09501 | 肋骨矫形板 | 23.0cm | 01-3709-P  | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09502 | 肋骨矫形板 | 27.9cm | 01-3711    | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09503 | 肋骨矫形板 | 19.0cm | 01-3707-05 | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |
| QQT09504 | 肋骨矫形板 | 38.1cm | 01-3715-P  | 美国Biomet Microfixation, Inc. |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格                                                                      | 产品型号               | 生产企业                                     | 挂网企业           |
|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------|
| QQT09505 | 漏斗胸矫形器           | 178\$190\$203\$216\$229\$241\$254\$267\$279\$292\$305\$330\$356\$381\$406 | PEC-B              | 有研亿金新材料股份有限公司                            |                |
| QQT09506 | 漏斗胸矫形器           | 34.3cm                                                                    | 01-3713-05         | 美国Biomet Microfixation, Inc.             |                |
| QQT09507 | 心肌停跳液热交换器        | CSC14心肌停跳液热交换器                                                            | CSC14              | 意大利Sorin Group Italia S.r.l（意大利索林集团有限公司） |                |
| QQT09508 | 引流管              | E063                                                                      | E063               | 美国Edwards Lifesciences LLC               |                |
| QQT09510 | ACROBAT SUV组织固定器 | OM-9000S\$OM-9100S                                                        | OM-9000S\$OM-9100S | 美国 MAQUET Cardiovascular LLC             |                |
| QQT09519 | XPOSE心尖定位器       | XP-3000\$XP-4000                                                          | XP-3000\$XP-4000   | 美国 MAQUET Cardiovascular LLC             |                |
| QQT09566 | 胸部护板             | 608126101                                                                 | 608126101          | 匈牙利 Orkrisz Ltd.                         |                |
| QQT09567 | 胸部护板             | 604126101                                                                 | 604126101          | 匈牙利 Orkrisz Ltd.                         |                |
| QQT09568 | 胸部护板             | 180×180MM                                                                 | 103180             | 上海同安医疗用品制造有限公司                           | 上海同安医疗用品制造有限公司 |
| QQT09569 | 胸部护板             | 180×120MM                                                                 | 102120             | 上海同安医疗用品制造有限公司                           | 上海同安医疗用品制造有限公司 |
| QQT09570 | 胸部护板             | M-中号\$L-大号                                                                | A型                 | 上海国颂医疗科技有限公司                             | 上海国颂医疗科技有限公司   |
| QQT09571 | 胸部护板             | M-中号\$L-大号                                                                | B型                 | 上海国颂医疗科技有限公司                             | 上海国颂医疗科技有限公司   |

| 流水号      | 产品名称          | 产品规格                                                                                               | 产品型号                                                                                        | 生产企业                        | 挂网企业 |
|----------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| QQT09577 | 结扎钉 / 钳137081 | 137081                                                                                             | 137081                                                                                      | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT09592 | 结扎钳           | 544170\$544171\$544172\$544180\$544181                                                             | 544170\$544171\$544172\$544180\$544181                                                      | 美国Teleflex Medical（美国泰利福医疗） |      |
| QQT09594 | 一次性冠状动脉刀头     | 961502\$7513                                                                                       | 961502\$7513                                                                                | 美国Surgistar Inc.            |      |
| QQT09595 | 一次性冠状动脉刀头     | 6400                                                                                               | 6400                                                                                        | 美国Surgistar Inc.            |      |
| QQT09640 | 主动脉打孔器        | AP425\$AP430\$AP435\$AP440\$AP444\$AP448\$AP450\$AP452\$AP456\$AP460\$AP525\$AP530\$AP535\$AP540\$ | AP425\$AP430\$AP435\$AP440\$AP444\$AP448\$AP450\$AP452\$AP456\$AP460\$AP452\$AP456\$AP460\$ | 美国Medtronic Inc.            |      |
| QQT09926 | 单股聚酯外科补片      | TCM1106                                                                                            | Tcm1106                                                                                     | 法国 Sofradim Production      |      |
| QQT09927 | 单股聚酯外科补片      | TCM1510X3                                                                                          | Tcm1510X3                                                                                   | 法国 Sofradim Production      |      |
| QQT09928 | 单股聚酯外科补片      | TCM1515X3                                                                                          | Tcm1515X3                                                                                   | 法国 Sofradim Production      |      |
| QQT09929 | 单股聚酯外科补片      | TCM2020                                                                                            | Tcm2020                                                                                     | 法国 Sofradim Production      |      |
| QQT09930 | 单股聚酯外科补片      | TCM1515                                                                                            | Tcm1515                                                                                     | 法国 Sofradim Production      |      |
| QQT09931 | 单股聚酯外科补片      | TCM1510                                                                                            | Tcm1510                                                                                     | 法国 Sofradim Production      |      |
| QQT09932 | 单股聚酯外科补片      | TCM2020X3                                                                                          | Tcm2020X3                                                                                   | 法国 Sofradim Production      |      |

| 流水号      | 产品名称       | 产品规格      | 产品型号      | 生产企业                   | 挂网企业 |
|----------|------------|-----------|-----------|------------------------|------|
| QQT09933 | 单股聚酯外科补片   | TCM3030   | Tcm3030   | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT09934 | 单股聚酯外科补片   | TCM4530   | Tcm4530   | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT09935 | 单股聚酯外科补片   | TCM3015   | Tcm3015   | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT09936 | 单股聚酯外科补片   | TCM1106X3 | Tcm1106X3 | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT09985 | 聚酯和聚乳酸补片   | TEM1409GR | TEM1409GR | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT09986 | 聚酯和聚乳酸补片   | TEM1509G  | TEM1509G  | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT09987 | 聚酯和聚乳酸补片   | TEM1208GL | TEM1208GL | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT09988 | 聚酯和聚乳酸补片   | TEM1409GL | TEM1409GL | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT09989 | 聚酯和聚乳酸补片   | TEM1208GR | TEM1208GR | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT09990 | 聚酯和聚乳酸补片   | TEM1515G  | TEM1515G  | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT09991 | 可吸收性组织加固材料 | NV-L-015G | 片状型       | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）      |      |
| QQT09992 | 可吸收性组织加固材料 | NV-S-015G | 片状型       | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）      |      |

| 流水号      | 产品名称           | 产品规格                                                 | 产品型号     | 生产企业              | 挂网企业 |
|----------|----------------|------------------------------------------------------|----------|-------------------|------|
| QQT09993 | 可吸收性组织加固材料     | NV-M-015G                                            | 片状型      | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QQT09994 | 可吸收性组织加固材料     | NV-M-03G\$NV-M-04G                                   | 片状型      | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QQT09995 | 可吸收性组织加固材料     | NV-L-03G\$NV-L-04G                                   | 片状型      | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QQT09996 | 可吸收性组织加固材料     | NV-S-03G\$NV-S-04G                                   | 片状型      | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QQT09997 | 可吸收性组织加固材料     | NV-ET-M30A-R\$NV-ET-M30AI-R                          | 管状型      | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QQT09998 | 可吸收性组织加固材料     | NV-T-M80-R\$NV-T-M90-R                               | 管状型      | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QQT09999 | 可吸收性组织加固材料     | NV-ET-M45E-R\$NV-ET-M45A-R\$NV-ET-M45EZ-R            | 管状型      | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QQT10000 | 可吸收性组织加固材料     | NV-T-M60-R\$NV-ET-M60A-R\$NV-ET-60E-R\$NV-ET-M60AI-R | 管状型      | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社） |      |
| QQT10002 | 盆底脱垂补片G10151   | 11*16cm                                              | G10151   | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT10003 | 盆底脱垂补片G15181   | 15*18cm                                              | G15181   | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT10004 | 盆底脱垂补片V510p-2R | 5*10cm                                               | V510p-2R | 法国 Aspide Medical |      |
| QQT10005 | 盆底脱垂补片V511p-4C | 5*7cm                                                | V511p-4C | 法国 Aspide Medical |      |

| 流水号      | 产品名称                                                  | 产品规格                  | 产品型号     | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------|----------|---------------------------------------------|------|
| QQT10006 | 盆底脱垂补片V615p-4C                                        | 4.5*8cm               | V615p-4C | 法国 Aspide Medical                           |      |
| QQT10007 | 盆底脱垂补片V617p-2R                                        | 5*10cm                | V617p-2R | 法国 Aspide Medical                           |      |
| QQT10008 | 盆底脱垂补片V670p-2C                                        | 5*7cm                 | V670p-2C | 法国 Aspide Medical                           |      |
| QQT10009 | 前壁脱垂修复系统                                              | 72404046              | 72404046 | 美国 American Medical Systems Inc.            |      |
| QQT10010 | 轻量3DMAX疝补网片（商品名：3DMAX Light Mesh）<br>3DMAX Light Mesh | 超大号 右侧， 12.2cm*17.0cm | 117322   | 美国Davol, Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QQT10011 | 轻量3DMAX疝补网片（商品名：3DMAX Light Mesh）<br>3DMAX Light Mesh | 大号 左侧， 10.3cm*15.7cm  | 117311   | 美国Davol, Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QQT10012 | 轻量3DMAX疝补网片（商品名：3DMAX Light Mesh）<br>3DMAX Light Mesh | 超大号 左侧， 12.2cm*17.0cm | 117312   | 美国Davol, Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QQT10013 | 轻量3DMAX疝补网片（商品名：3DMAX Light Mesh）<br>3DMAX Light Mesh | 中号 右侧， 7.9cm*13.4cm   | 117320   | 美国Davol, Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QQT10014 | 轻量3DMAX疝补网片（商品名：3DMAX Light Mesh）<br>3DMAX Light Mesh | 大号 右侧， 10.3cm*15.7cm  | 117321   | 美国Davol, Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QQT10015 | 轻量3DMAX疝补网片（商品名：3DMAX Light Mesh）<br>3DMAX Light Mesh | 中号 左侧， 7.9cm*13.4cm   | 117310   | 美国Davol, Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QQT10016 | 轻量疝环充填式修补网片（商品名：PerFix Light Plug）                    | 超大号：3.8cm*5.0cm       | 117080   | 美国Davol, Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |
| QQT10017 | 轻量疝环充填式修补网片（商品名：PerFix Light Plug）                    | 大号：4.1cm*4.8cm        | 117070   | 美国Davol, Inc., Subsidiary of C.R.Bard, Inc. |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格                                                | 产品型号       | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------|------|
| QQT10039 | 疝补片  | HERMESH4 30*30cm（有双向弹性的大孔补片）                        | H43030     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10040 | 疝补片  | HERTRA0 20*20cm                                     | HTR02020   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10041 | 疝补片  | HERTRA7 5*11cm（超轻大孔预成型补片）                           | HTR70511   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10042 | 疝补片  | 8*15cm（轻型大孔补片）                                      | H60815     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10043 | 疝补片  | 柠檬形带偏心孔开口的补片和4.5*10cm刚性的预裁补片构成套装                    | H1T5R      | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10044 | 疝补片  | 超轻型中号网塞套装                                           | H6T25H3    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10045 | 疝补片  | 4.5*10cm（不带预裁精索开口，半刚性补片）                            | HTR2A      | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10046 | 疝补片  | 三维大号网塞和 10x14cm 半刚性方形补片底座                           | PT37H2L    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10047 | 疝补片  | 直径5cm，带有偏心孔开口的刚性补片                                  | PT4R-R     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10048 | 疝补片  | 带有偏心孔开口的刚性预成型补片                                     | PT50-R     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10049 | 疝补片  | 圆形直径5cm带偏心孔开口的刚性补片和4.5*10cm的半刚性预裁补片及直径7cm不带偏心孔开口的补片 | H2T17T4R-R | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10050 | 疝补片  | 轻型小号网塞套装                                            | H2T23H3    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |



| 流水号      | 产品名称 | 产品规格                                                | 产品型号       | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|------|-----------------------------------------------------|------------|-------------------------|------|
| QQT10051 | 疝补片  | HERMESH5 6*11cm（大孔软补片）                              | H50611     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10052 | 疝补片  | HERMESH5 30*30cm（大孔软补片）                             | H53030     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10053 | 疝补片  | 15*15cm（超轻型大孔补片）                                    | H71515     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10054 | 疝补片  | 6*11cm（轻量型大孔补片）                                     | H80611     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10055 | 疝补片  | 10*15cm（轻量型大孔补片）                                    | H81015     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10056 | 疝补片  | 圆形直径5cm带中心孔开口的刚性补片和4. 5*10cm的预裁补片及直径7cm不带偏心孔开口的补片构成 | H1T17T4C-R | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10057 | 疝补片  | HERMESH3 2. 5*10cm（大孔补片）                            | H30210     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10058 | 疝补片  | HERMESH4 15*15cm（有双向弹性的大孔补片）                        | H41515     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10059 | 疝补片  | 直径5cm平底网塞                                           | PT1/5      | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10060 | 疝补片  | 圆形刚性带偏心孔开口的补片和4. 5*10cm的刚性预裁补片构成套装                  | H1T4R-R    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10061 | 疝补片  | 圆形直径5cm带偏心孔开口的补片和4. 5*10cm的预裁补片及直径7cm不带偏心孔开口的补片构成套  | H2T17T4R-S | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10062 | 疝补片  | 小号三维网塞，圆形底座直径3cm，突起高度1. 2cm                         | PT2/3      | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格                          | 产品型号      | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|------|-------------------------------|-----------|-------------------------|------|
| QQT10063 | 疝补片  | 大号三维网塞，圆形底座直径7cm，突起高度2.6cm    | PT2/7     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10064 | 疝补片  | HERMESH3 15*15cm（大孔补片）        | H31515    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10065 | 疝补片  | 30*30cm（轻型大孔补片）               | H63030    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10066 | 疝补片  | 直径5cm，带有偏心孔开口的四轴向编织补片         | PT4R-Q    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10067 | 疝补片  | 11*14cm大孔预成型中号椭圆形补片           | OP1114-H3 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10068 | 疝补片  | 轻型小号三维网塞，圆形底座直径3cm，突起高度1.2cm  | PT2/3-H3  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10069 | 疝补片  | HERTRA0 15*15cm               | HTR01515  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10070 | 疝补片  | HERMESH3 30*30cm（大孔补片）        | H33030    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10071 | 疝补片  | HERMESH4 5*30.5cm（有双向弹性的大孔补片） | H40530    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10072 | 疝补片  | HERMESH5 2.5*10cm（大孔软补片）      | H50210    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10073 | 疝补片  | HERMESH5 25*35.5cm（大孔软补片）     | H52535    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10074 | 疝补片  | 轻型中号网塞套装                      | H2T25H3   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格                              | 产品型号     | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|------|-----------------------------------|----------|-------------------------|------|
| QQT10075 | 疝补片  | 腹膜前修补用补片与预裁补片构成套装                 | H1T25    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10076 | 疝补片  | 柠檬形带偏心孔开口的补片和4.5*10cm的半刚性预裁补片构成套装 | H2T5R    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10077 | 疝补片  | HERMESH4 6*11cm（有双向弹性的大孔补片）       | H40611   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10078 | 疝补片  | 直径5cm，带有中心孔开口的刚性补片                | PT4C-R   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10079 | 疝补片  | HERTRA9A 4.5*10cm（四轴向编织的轻型预成型补片）  | HTR9A    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10080 | 疝补片  | 轻型中号三维网塞，圆形底座直径5cm，突起高度2.0cm      | PT2/5-H3 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10081 | 疝补片  | HERTRA9A 5*11cm（四轴向编织的轻型预成型补片）    | HTR9A511 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10082 | 疝补片  | HERMESH4 2.5*10cm（有双向弹性的大孔补片）     | H40210   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10083 | 疝补片  | 直径5cm，带有中心孔开口的半刚性补片               | PT4C-S   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10086 | 疝补片  | HERMESH5 5*30.5cm（大孔软补片）          | H50530   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10087 | 疝补片  | HERMESH5 8*15cm（大孔软补片）            | H50815   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10088 | 疝补片  | 6*11cm（轻型大孔补片）                    | H60611   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格                                   | 产品型号     | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|------|----------------------------------------|----------|-------------------------|------|
| QQT10089 | 疝补片  | 三维中号网塞和 10*14cm 半刚性方形补片底座              | PT35H2L  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10090 | 疝补片  | 8*12cm半刚性预成型小号椭圆形补片                    | OP0812-S | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10091 | 疝补片  | 4. 5*10cm的刚性预裁补片及直径7cm不带偏心孔开口的补片构成套装   | H1T17    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10092 | 疝补片  | HERTRA9 5*11cm（四轴向编织的轻型预成型补片）          | HTR90511 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10093 | 疝补片  | HERMESH5 15*15cm（大孔软补片）                | H51515   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10094 | 疝补片  | 16*40cm（轻量型大孔补片）                       | H81640   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10095 | 疝补片  | 带有中心孔的半刚性椭圆形结肠造口补片                     | cm1418-S | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10096 | 疝补片  | 腹膜前修补用补片与预裁补片构成套装                      | H1T27    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10097 | 疝补片  | Trabucco技术补片与大号网塞构成套装                  | H2AT25   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10098 | 疝补片  | 4. 5*10cm的预裁补片及直径5cm和7cm不带偏心孔开口的补片构成套装 | H1T15T17 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10099 | 疝补片  | 4. 5*10cm的半刚性预裁补片及直径7cm不带偏心孔开口的补片构成套装  | H2T17    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10100 | 疝补片  | 4. 5*10cm（带预裁精索开口，半刚性补片）               | HTR02    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格                                | 产品型号     | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|------|-------------------------------------|----------|-------------------------|------|
| QQT10101 | 疝补片  | 带有偏心孔开口的半刚性预成型补片                    | PT50-S   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10102 | 疝补片  | 直径10cm的圆形刚性补片                       | HT1C10   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10103 | 疝补片  | 大号网塞套装                              | H2T27    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10104 | 疝补片  | 圆形半刚性带偏心孔开口的补片和4.5*10cm的半刚性预裁补片构成套装 | H2T4R-S  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10105 | 疝补片  | Trabucco技术补片与特大号网塞构成套装              | H2AT27   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10106 | 疝补片  | HERTRA0 30*30cm                     | HTR03030 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10107 | 疝补片  | 30*30cm（超轻型大孔补片）                    | H73030   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10108 | 疝补片  | 三维大号网塞和 6*11cm 柔软方形补片底座             | PT37H3S  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10109 | 疝补片  | 轻型大号三维网塞，圆形底座直径7.0cm，突起高度2.6cm      | PT2/7-H3 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10110 | 疝补片  | 11*14cm椭圆形补片                        | OP1114   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10111 | 疝补片  | 14*18cm半刚性预成型大号椭圆形补片                | OP1418-S | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10112 | 疝补片  | 轻型大号网塞套装                            | H2T27H3  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格                                             | 产品型号    | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|------|--------------------------------------------------|---------|-------------------------|------|
| QQT10113 | 疝补片  | HERMESH4 25*35.5cm（有双向弹性的<br>大孔补片）               | H42535  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10114 | 疝补片  | 超轻型小号网塞套装                                        | H6T23H3 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10115 | 疝补片  | 30*30cm（轻量型大孔补片）                                 | H83030  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10116 | 疝补片  | 直径10cm的圆形半刚性补片                                   | HT2C10  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10117 | 疝补片  | 由直径7cm不带偏心孔开口的补片和4.5*10cm的半刚性不带预裁精<br>索开口的补片构成套装 | H2AT17  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10118 | 疝补片  | HERMESH3 6*11cm（大孔补片）                            | H30611  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10119 | 疝补片  | HERMESH4 8*15cm（有双向弹性的<br>大孔补片）                  | H40815  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10120 | 疝补片  | 15*15cm（轻量型大孔补片）                                 | H81515  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10121 | 疝补片  | 直径7cm平底网塞                                        | PT1/7   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10122 | 疝补片  | 三维大号网塞 和 10x14cm 柔软<br>方形补片底座                    | PT37H3L | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10123 | 疝补片  | 直径5cm，带有偏心孔开口的半刚<br>性补片                          | PT4R-S  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10124 | 疝补片  | 中号网塞套装                                           | H2T25   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |

| 流水号      | 产品名称 | 产品规格                               | 产品型号     | 生产企业                    | 挂网企业 |
|----------|------|------------------------------------|----------|-------------------------|------|
| QQT10125 | 疝补片  | 圆形半刚性带偏心孔开口的补片和4.5*10cm的刚性预裁补片构成套装 | H1T4R-S  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10126 | 疝补片  | HERTRA6 5*11cm（轻大孔预成型补片）           | HTR60511 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10127 | 疝补片  | HERTRA6A 5*11cm（轻大孔预成型补片）          | HTR6A511 | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10128 | 疝补片  | HERMESH3 25*35.5cm（大孔补片）           | H32535   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10129 | 疝补片  | 8*15cm（轻量型大孔补片）                    | H80815   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10130 | 疝补片  | 三维中号网塞 和 10x14cm 柔软方形补片底座          | PT35H3L  | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10131 | 疝补片  | HERTRA9 4.5*10cm（四轴向编织的轻型预成型补片）    | HTR09    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10132 | 疝补片  | HERMESH3 5*30.5cm（大孔补片）            | H30530   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10133 | 疝补片  | HERMESH3 8*15cm（大孔补片）              | H30815   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10134 | 疝补片  | 6*11cm（超轻型大孔补片）                    | H70611   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10135 | 疝补片  | 8*15cm（超轻型大孔补片）                    | H70815   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |
| QQT10136 | 疝补片  | 8*12cm椭圆形补片                        | OP0812   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l. |      |

| 流水号      | 产品名称                      | 产品规格                                               | 产品型号       | 生产企业                                         | 挂网企业 |
|----------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|------|
| QQT10137 | 疝补片                       | 直径5cm，带有偏心孔开口的四轴向编织补片和4.5*10cm的四轴向编织预裁补片构成套装       | H9T4R-Q    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l.                      |      |
| QQT10138 | 疝补片                       | 4.5*10cm（带预裁精索开口，刚性补片）                             | HTR01      | 意大利 HERNIAMESH S. r. l.                      |      |
| QQT10139 | 疝补片                       | 15*15cm（轻型大孔补片）                                    | H61515     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l.                      |      |
| QQT10140 | 疝补片                       | 中号三维网塞，圆形底座直径5cm，突起高度2.0cm                         | PT2/5      | 意大利 HERNIAMESH S. r. l.                      |      |
| QQT10141 | 疝补片                       | 小号网塞套装                                             | H2T23      | 意大利 HERNIAMESH S. r. l.                      |      |
| QQT10142 | 疝补片                       | 超轻型大号网塞套装                                          | H6T27H3    | 意大利 HERNIAMESH S. r. l.                      |      |
| QQT10144 | 疝补片                       | 14*18cm椭圆形补片                                       | OP1418     | 意大利 HERNIAMESH S. r. l.                      |      |
| QQT10145 | 疝补片                       | 11*14cm半刚性预成型中号椭圆形补片                               | OP1114-S   | 意大利 HERNIAMESH S. r. l.                      |      |
| QQT10146 | 疝补片                       | 圆形直径5cm带偏心孔开口的半刚性补片和4.5*10cm的刚性预裁补片及直径7cm不带偏心孔开口的补 | H1T17T4R-S | 意大利 HERNIAMESH S. r. l.                      |      |
| QQT10147 | 疝补片                       | 圆形直径5cm带中心孔开口的刚性补片和4.5*10cm的预裁补片及直径7cm不带偏心孔开口的补片构成 | H2T17T4C-S | 意大利 HERNIAMESH S. r. l.                      |      |
| QQT10371 | 疝修补网织片（巴德 Modified Kugel） | 圆形，直径7.5cm                                         | 115808     | 美国Davol, Inc., Subsidiary of C.R. Bard, Inc. |      |
| QQT10377 | 疝修补预裁补片（Sperma Tex）       | 6cm*14.2cm                                         | 114700     | 美国Davol, Inc., Subsidiary of C.R. Bard, Inc. |      |



| 流水号      | 产品名称                    | 产品规格               | 产品型号       | 生产企业                   | 挂网企业 |
|----------|-------------------------|--------------------|------------|------------------------|------|
| QQT10378 | 填充式网塞                   | a=25（单位：mm）        | WGY-MSA-C  | 江苏圣宝罗药业有限公司            |      |
| QQT10379 | 填充式网塞                   | a=35（单位：mm）        | WGY-MSA-B  | 江苏圣宝罗药业有限公司            |      |
| QQT10380 | 填充式网塞                   | a=45（单位：mm）        | WGY-MSA-A1 | 江苏圣宝罗药业有限公司            |      |
| QQT10381 | 填充式网塞                   | 固定片（125*60）（单位：mm） | WGY-MSB    | 江苏圣宝罗药业有限公司            |      |
| QQT10382 | 填充式网塞                   | 固定片（125*60）（单位：mm） | WGY-MSD    | 江苏圣宝罗药业有限公司            |      |
| QQT10383 | 填充式网塞                   | a=42（单位：mm）        | WGY-MSA-A  | 江苏圣宝罗药业有限公司            |      |
| QQT10384 | 外科补片（商品名：<br>Parietene） | PP1515T            | PP1515T    | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10385 | 外科补片（商品名：<br>Parietene） | PP2020             | PP2020     | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10386 | 外科补片（商品名：<br>Parietene） | PPL2020            | PPL2020    | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10387 | 外科补片（商品名：<br>Parietene） | PP1515             | PP1515     | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10388 | 外科补片（商品名：<br>Parietene） | PPL3030            | PPL3030    | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10389 | 外科补片（商品名：<br>Parietene） | PPL1510X3          | PPL1510X3  | 法国 Sofradim Production |      |

| 流水号      | 产品名称                    | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业                   | 挂网企业 |
|----------|-------------------------|-------------|-------------|------------------------|------|
| QQT10390 | 外科补片（商品名：<br>Parietene） | PP1510X3    | PP1510X3    | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10391 | 外科补片（商品名：<br>Parietene） | PP3030      | PP3030      | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10392 | 外科补片（商品名：<br>Parietene） | PP0611X3    | PP0611X3    | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10393 | 外科补片（商品名：<br>Parietene） | PPL1515     | PPL1515     | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10394 | 外科补片（商品名：<br>Parietene） | PPL0611X3   | PPL0611X3   | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10395 | 外科补片（商品名：<br>Parietex）  | TECR3030    | TECR3030    | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10396 | 外科补片（商品名：<br>Parietex）  | TECRT8      | TECRT8      | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10397 | 外科补片（商品名：<br>Parietex）  | TECT1612AFL | TECT1612AFL | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10398 | 外科补片（商品名：<br>Parietex）  | TECT1309AR  | TECT1309AR  | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10399 | 外科补片（商品名：<br>Parietex）  | TEC3030     | TEC3030     | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10400 | 外科补片（商品名：<br>Parietex）  | TET1515     | TET1515     | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10401 | 外科补片（商品名：<br>Parietex）  | TET2020     | TET2020     | 法国 Sofradim Production |      |

| 流水号      | 产品名称                   | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业                   | 挂网企业 |
|----------|------------------------|-------------|-------------|------------------------|------|
| QQT10402 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TET1208DR   | TET1208DR   | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10403 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TEC1309     | TEC1309     | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10404 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TET1510     | TET1510     | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10405 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TEC1510     | TEC1510     | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10406 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TEC1515     | TEC1515     | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10407 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TECR1510AR  | TECR1510AR  | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10408 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TECRT6      | TECRT6      | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10409 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TET1208DL   | TET1208DL   | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10410 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TET1409DL   | TET1409DL   | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10411 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TET3030     | TET3030     | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10412 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TECT1510AL  | TECT1510AL  | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10413 | 外科补片（商品名：<br>Parietex） | TECT1612AFR | TECT1612AFR | 法国 Sofradim Production |      |

| 流水号      | 产品名称               | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业                   | 挂网企业 |
|----------|--------------------|------------|------------|------------------------|------|
| QQT10414 | 外科补片（商品名：Parietex） | TECR1515   | TECR1515   | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10415 | 外科补片（商品名：Parietex） | TECR1510   | TECR1510   | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10416 | 外科补片（商品名：Parietex） | TECT1510AR | TECT1510AR | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10417 | 外科补片（商品名：Parietex） | TEC2020    | TEC2020    | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10418 | 外科补片（商品名：Parietex） | TET1409DR  | TET1409DR  | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10419 | 外科补片（商品名：Parietex） | TET1309    | TET1309    | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10420 | 外科补片（商品名：Parietex） | TECT1309AL | TECT1309AL | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10421 | 外科补片（商品名：Parietex） | TECR1510AL | TECR1510AL | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10422 | 外科补片（商品名：Parietex） | TECT1612AL | TECT1612AL | 法国 Sofradim Production |      |
| QQT10536 | 修补片和修补塞            | SPMM-35    | SPMM-35    | 美国 Covidien llc        |      |
| QQT10537 | 修补片和修补塞            | SMPM-02    | SMPM-02    | 美国 Covidien llc        |      |
| QQT10538 | 修补片和修补塞            | SPMM-149   | SPMM-149   | 美国 Covidien llc        |      |

| 流水号      | 产品名称             | 产品规格      | 产品型号                                                             | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|----------|------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| QQT10539 | 修补片和修补塞          | SPM-14-W  | SPM-14-W                                                         | 美国 Covidien llc                             |      |
| QQT10540 | 修补片和修补塞          | SMPL-01   | SMPL-01                                                          | 美国 Covidien llc                             |      |
| QQT10541 | 修补片和修补塞          | SPMM-24   | SPMM-24                                                          | 美国 Covidien llc                             |      |
| QQT10542 | 修补片和修补塞          | SPM-14    | SPM-14                                                           | 美国 Covidien llc                             |      |
| QQT10543 | 修补片和修补塞          | SPMM-46   | SPMM-46                                                          | 美国 Covidien llc                             |      |
| QQT10544 | 修补片和修补塞          | SPM-149   | SPM-149                                                          | 美国 Covidien llc                             |      |
| QQT10545 | 修补片和修补塞          | SPMM-14   | SPMM-14                                                          | 美国 Covidien llc                             |      |
| QQT10546 | 修补片和修补塞          | SPM-149-W | SPM-149-W                                                        | 美国 Covidien llc                             |      |
| QQT10547 | 修补片和修补塞          | SPMM-66   | SPMM-66                                                          | 美国 Covidien llc                             |      |
| QQT10548 | 修补片和修补塞          | SPM-66-W  | SPM-66-W                                                         | 美国 Covidien llc                             |      |
| QQT10549 | 修补片和修补塞          | SPM-35-W  | SPM-35-W                                                         | 美国 Covidien llc                             |      |
| SJ0001   | Neuroform3颅内支架系统 |           | M003E3250100\$M003E3250150\$M003E3250200\$M003E3300100\$M003E330 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |

| 流水号    | 产品名称                             | 产品规格                                                                                  | 产品型号                                                                | 生产企业                       | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| SJ0011 | 分离系统（商品名：InZone）                 | 451009-4                                                                              | M00345100940                                                        | 美国 Stryker Neurovascular   |      |
| SJ0014 | 颈动脉转流管                           | CS814T                                                                                | CS814T                                                              | 美国Edwards Lifesciences LLC |      |
| SJ0015 | 栓塞系统                             |                                                                                       |                                                                     |                            |      |
| SJ0017 | 栓塞弹簧圈                            | MWCE-18S-1.2-2-A\$MWCE-18S-1.5-0-HILAL\$MWCE-18S-1.8-3-A\$MWCE-18S-2.4-4-A\$MWCE-18S- | MWCE-18S-1.2-2-A\$MWCE-18S-1.5-0-HILAL\$MWCE-18S-1.8-               | 丹麦库克欧洲公司                   |      |
| SJ0019 | 颈动脉自膨式支架系统（商品名：Cristallo Ideale） | 圆柱形支架\$锥形支架                                                                           | CRIC07020000\$CRIC07030000\$CRIC09030000\$CRIC09040000\$CRIC1103    | 意大利Invatec S.p.A.          |      |
| SJ0023 | Jasper颅内可电解脱弹簧圈（18-1D标准型，18-2D）  | FG9001800-XX 弹簧圈直径（mm） 5 弹簧圈长度（cm） 15\$FG9001800-XX 弹簧圈直径                             | FG9001800-XX\$FG9001802-XX                                          | 加奇生物科技（上海）有限公司             |      |
| SJ0038 | Angioguard OTW保护伞                | 直径：外径：4mm；内径：0.014 "；长度：300CM\$直径：外径：5mm；内径：0.014 "；长度：                               | 403014E\$503014E\$603014E\$703014E\$803014E\$401814E\$501814E\$6018 | 美国Cordis Corporation       |      |
| SJ0046 | 抗栓塞远端保护装置（Emboshield NAV6）       | 外径:0.014' ' （0.36mm）                                                                  | 22437-19\$22438-19                                                  | 美国Abbott Vascular          |      |
| SJ0049 | 新型V-trak技术1D成篮型血管内栓塞线圈           | 长度：4CM；直径： 外径：2mm； 内径：无； 其他描述：新型V-trak技术1D成篮\$长度：                                     | 180204CC-V\$180307CC-V\$180410CC-V\$180512CC-                       | 美国Micro Vision Inc.        |      |
| SJ0069 | Angioguard RX保护伞                 | 直径：外径：4mm；内径：0.014 "；长度：180CM\$直径：外径：5mm；内径：0.014 "；长度：                               | 401814RE\$501814RE\$601814RE\$701814RE\$801814RE\$401814RM\$501814  | 美国Cordis Corporation       |      |
| SJ0070 | Jasper颅内可电解脱弹簧圈（10-1D柔软型）        | FG9001010-XX 弹簧圈直径（mm） 弹簧圈长度（cm） 2 1\$FG9001010-XX 弹簧圈直径                              | FG9001010-XX                                                        | 加奇生物科技（上海）有限公司             |      |
| SJ0073 | 颅内动脉瘤栓塞用电解脱弹簧圈及其输送系统             | SEDC-10柔软型\$SEDC-14标准型                                                                | SEDC-10柔软型<br>SEDC10-02-03\$SEDC-10柔软型<br>SEDC10-02-                | 天津市环湖医疗器械厂有限公司             |      |

| 流水号    | 产品名称                      | 产品规格                                                               | 产品型号                                           | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|--------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| SJ0086 | 弹簧圈分离控制盒                  | VG501                                                              | VG501                                          | 美国Micro Vision Inc.                         |      |
| SJ0092 | 栓塞系统                      | HV0-HC-R (18) 铂金 / 聚合体螺旋形弹簧圈 - 常规型 (18系统)                          | 180303HV0-R\$180304HV0-R\$180305HV0-           | 美国Micro Vision Inc.                         |      |
| SJ0094 | 颈动脉支架系统 (商品名:ACCULINK) 锥形 | 锥形                                                                 | 1010132-30\$1010133-30\$1010132-40\$1010133-40 | 美国Abbott Vascular                           |      |
| SJ0098 | 栓塞系统                      | HES-HC-R (14) 铂金 / 聚合体螺旋形弹簧圈 - 常规型 (14系统)                          | 140201HES-R\$140202HES-R\$140203HES-           | 美国Micro Vision Inc.                         |      |
| SJ0099 | 栓塞系统                      | HES-HC-R (18) 铂金 / 聚合体螺旋形弹簧圈 - 常规型 (18系统)                          | 180304HES-R\$180306HES-R\$180406HES-           | 美国Micro Vision Inc.                         |      |
| SJ0100 | 栓塞系统                      | HES-HC-S (10) 铂金 / 聚合体螺旋形弹簧圈 - 柔软型 (10系统)                          | 100202HES-S\$100204HES-S\$100206HES-           | 美国Micro Vision Inc.                         |      |
| SJ0102 | 导丝                        | GW1420040\$GW1420040X\$GW14100EX                                   | GW1420040\$GW1420040X\$GW14100EX               | 美国Micro Vision Inc.                         |      |
| SJ0103 | 弹簧圈系统                     | MSC-HC-S (18) 铂金 螺旋形 柔软 18系列                                       | 180204HC-S\$180208HC-S\$180304HC-S\$180308HC-  | 美国Micro Vision Inc.                         |      |
| SJ0104 | 弹簧圈系统                     | 直径: 2mm; 长度: 3cm\$直径: 2mm; 长度: 4cm\$直径: 2mm; 长度: 6cm\$直径: 2mm; 长度: | 100306CSSR-V\$100408CSSR-V\$100412CSSR-        | 美国Micro Vision Inc.                         |      |
| SJ0111 | 颈动脉转流管                    | CS1015A12\$CS1017A12                                               | CS1015A12\$CS1017A12                           | 美国Edwards Lifesciences LLC                  |      |
| SJ0115 | Y形接头 (商品名: GateWay PLUS)  | 直腔逐渐变细为最小内径 3 mm (0.118 in), 相邻的曲腔逐渐变细为最小内径 2.413 mm               | M001153223                                     | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| SJ0118 | 可吸收神经套接管                  | GEM0820NT                                                          | 820                                            | 美国 Synovis Micro Companies Alliance, Inc    |      |

| 流水号    | 产品名称                           | 产品规格                                                    | 产品型号                                                             | 生产企业                                            | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| SJ0119 | 可吸收神经套接管                       | GEM0420NT                                               | 420                                                              | 美国 Synovis Micro Companies Alliance, Inc        |      |
| SJ0120 | 颈动脉转流管                         | T3103A\$T3103B\$T3103AS\$T3103BS                        | T3103A\$T3103B\$T3103AS\$T3103BS                                 | 美国Edwards Lifesciences LLC                      |      |
| SJ0122 | 去细胞同种异体神经修复材料（商品名：神桥）          | 直径1.5mm±0.5mm，长度20mm±1.0mm                              | ZDMED-1520                                                       | 广州中大医疗器械有限公司                                    |      |
| SJ0124 | 弹簧圈系统                          | /                                                       | 100304CMSR-V\$100355CMSR-V\$100203CMSR-                          | 国食药监械（进）字2012第3463614号                          |      |
| SJ0125 | 抗栓塞远端保护装置（商品名：Emboshield NAV6） |                                                         | 22437-19\$22438-19                                               | 美国Abbott Vascular                               |      |
| SJ0127 | 弹簧圈系统                          | VFC系列                                                   | VFC030610-V\$VFC030615-V\$VFC061020-                             | 国食药监械（进）字2012第3773006号                          |      |
| SJ0128 | 弹簧圈系统（cosmos）                  | Cosmos10系列\$Cosmos18系列                                  | 100202CSSR-V\$100254CSSR-V\$100306CSSR-                          | 国食药监械（进）字2012第3773006号                          |      |
| SJ0129 | 可吸收神经套接管                       |                                                         | 240                                                              | 美国 Synovis Micro Companies Alliance, Inc        |      |
| SJ0130 | 去细胞同种异体神经修复材料（商品名：神桥）          |                                                         | ZDMED-5060                                                       | 广州中大医疗器械有限公司                                    |      |
| SJ0134 | 栓塞系统                           | 外径：2mm；长度：5cm\$外径：2mm；长度：6cm\$外径：2mm；长度：8cm\$外径：2mm；长度： | 100208H2HS-V\$100310H2HS-V\$100410H2HS-                          | 美国Micro Vision Inc.                             |      |
| SJ0142 | 电缆线                            | NCS-2.75-1\$NCS-2.75-2\$NCS-2.75-5                      | NCS-2.75-1\$NCS-2.75-2\$NCS-2.75-5                               | 美国Micro Therapeutics Inc .dba ev3 Neurovascular |      |
| SJ0143 | 可脱弹簧圈（商品名：Matrix2）             | 2-24mmx2-40cm                                           | M003497202SR0\$M003497203SR0\$M003497204SR0\$M003497206SR0\$M003 | 美国 Stryker Neurovascular                        |      |



| 流水号    | 产品名称                                 | 产品规格                                                                                    | 产品型号                                                                     | 生产企业                                               | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| SJ0144 | Jasper颅内可电解脱弹簧圈<br>(18-3D)           | FG9001803-XX 弹簧圈直径<br>(mm) 6 / 3.5 弹簧圈长度<br>(cm) 15\$FG9001803-XX 弹簧圈                   | FG9001803-XX                                                             | 加奇生物科技（上海）有限公司                                     |      |
| SJ0146 | 弹簧圈系统                                | 外径：9mm；内径：无；长度：<br>33cm；其它描述：无\$外径：<br>9mm；内径：无；长度：36cm；                                | MCS-CSSR\$100933CSSR-<br>V\$101036CSSR-<br>V\$101141CSSR-                | 美国Micro Vision Inc.                                |      |
| SJ0148 | 可解脱弹簧圈（商品名：<br>Axium）                | QC-1.5-2-HELIX\$QC-2-1-<br>HELIX\$QC-2-2-HELIX\$QC-2-3-<br>HELIX\$QC-2-4-HELIX\$QC-2-6- | QC-1.5-2-HELIX\$QC-2-<br>1-HELIX\$QC-2-2-<br>HELIX\$QC-2-3-              | 美国Micro Therapeutics Inc.dba ev3 Neurovascular     |      |
| SJ0149 | 超滑大腔导引导管                             | 直径：外径： 6.0Fr； 内径：<br>0.090inch；长度：90CM；其他<br>描述：管壁由两种不同厚度的钢                             | W8AN45-0-<br>V090\$W8AN45-0-<br>V120\$W8AN45-2-                          | 日本Asahi Intecc Co., Ltd.                           |      |
| SJ0150 | Jasper颅内可电解脱弹簧圈<br>(10-3D)           | FG9001003-XX 弹簧圈直径<br>(mm) 3 / 2 弹簧圈长度 (cm)<br>4\$FG9001003-XX 弹簧圈直径                    | FG9001003-XX                                                             | 加奇生物科技（上海）有限公司                                     |      |
| SJ0152 | Jasper颅内可电解脱弹簧圈<br>(10-1D标准型, 10-2D) | FG9001000-XX 弹簧圈直径<br>(mm) 2 弹簧圈伸直长 (cm)<br>1\$FG9001000-XX 弹簧圈直径                       | FG9001000-<br>XX\$FG9001002-XX                                           | 加奇生物科技（上海）有限公司                                     |      |
| SJ0155 | 导丝                                   | GW1420040X\$GW14100EX                                                                   | GW1420040X\$GW14100EX                                                    | 美国Micro Vision Inc.                                |      |
| SJ0156 | 电解脱盒                                 | NDS-2                                                                                   | NDS-2                                                                    | 美国Micro Therapeutics Inc<br>.dba ev3 Neurovascular |      |
| SJ0158 | 可脱弹簧圈（商品名：<br>Matrix2）               | 2-24mmx2-40cm, Matrix2 360                                                              | M003498204SR0\$M00349<br>8206SR0\$M003498304SR<br>0\$M003498306SR0\$M003 | 美国 Stryker Neurovascular                           |      |
| SJ0163 | ESSENCE 微导丝                          | 612-348\$612-447\$612-448\$612-<br>647\$612-648\$612-398\$612-498                       | 612-348\$612-447\$612-<br>448\$612-647\$612-<br>648\$612-398\$612-498    | 美国Codman&Shurtleff, Inc.                           |      |
| SJ0169 | 颅内血栓分离抽吸组合系统                         | 有效长度1500mm, 最小内径<br>0.66mm, 外径1.30mm\$有效长度<br>1500mm, 最小内径0.66mm, 外径                    | PSC026\$PSC032\$PSC041<br>\$PSC054                                       | 美国 Penumbra, Inc.                                  |      |
| SJ0170 | 颅内血栓分离抽吸组合系统                         | 长度2845mm, 管路内径1.81mm,<br>管路外径3.61mm                                                     | PST1                                                                     | 美国 Penumbra, Inc.                                  |      |

| 流水号    | 产品名称                                           | 产品规格                                                                             | 产品型号                                                              | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| SJ0171 | 带有HydroPass亲水涂层的微导管（商品名：Neuro Renegade Hi-Flo） | Neuro Renegade Hi Flo 135 / 10\$Neuro Renegade Hi Flo135 / 20\$Neuro Renegade Hi | M003EU13510R0\$M003EU13520R0\$M003EU15010R0\$M003EU15020R0        | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |
| SJ0172 | 颈动脉支架系统（商品名：ACCULINK）直形                        | 直型                                                                               | 1010126-20\$1010127-20\$1010128-20\$1010129-                      | 美国Abbott Vascular                          |      |
| SJ0179 | 抗栓塞远端保护装置（商品名：RX Accunet）                      | 过滤篮直径：4.5mm 导丝长度：190cmcm\$过滤篮直径：4.5mm 导丝长度：300cm\$过滤篮直                           | 1010134-45\$1010134-55\$1010134-65\$1010134-                      | 美国Abbott Vascular                          |      |
| SJ0182 | Jasper颅内可电解脱弹簧圈（18-1D标准型，18-2D）                | FG9001800-XX 弹簧圈直径（mm）5 弹簧圈长度（cm）15\$FG9001800-XX 弹簧圈直径                          | FG9001800-XX\$FG9001802-XX                                        | 加奇生物科技（上海）有限公司                             |      |
| SJ0183 | 弹簧圈系统                                          | /                                                                                | 180204HC-S\$180208HC-S\$180304HC-S\$180308HC-                     | 国食药监械（进）字2012第3773614号                     |      |
| SJ0184 | 弹簧圈系统（VFC0                                     | 外径：3mm，长度：6cm\$外径：3mm，长度：10cm\$外径：3mm，长度：15cm\$外径：3mm，长度：                        | \$MCS-CC-1D（10）100204CC-V\$MCS-CC-1D（10）100307CC-                 | 美国Micro Vision Inc.                        |      |
| SJ0185 | 可脱弹簧圈（商品名：Matrix2）                             | 2-24mmx2-40cm                                                                    | M003497202SR0\$M003497203SR0\$M003497204SR0\$M003497206SR0\$M003  | 美国 Stryker Neurovascular                   |      |
| SJ0186 | 弹簧圈系统（compass）                                 | /                                                                                | 100355CM-V\$100408CMSR-V\$100408CM-                               | 国食药监械（进）字2012第3773614号                     |      |
| SJ0187 | 去细胞同种异体神经修复材料（商品名：神桥）                          | 直径1.5mm±0.5mm，长度60mm±1.0mm                                                       | ZDMED-1560                                                        | 广州中大医疗器械有限公司                               |      |
| SJ0189 | 颅内血栓分离抽吸组合系统                                   | 长度2000mm，丝体外径0.46mm，锥形体外径0.56mmmm\$长度2000mm，丝体外径0.46mm，锥形                        | PSS026\$PSS032\$PSS041\$PSS054                                    | 美国 Penumbra, Inc.                          |      |
| SJ0190 | 带纤维铂金弹簧圈（5个/盒）                                 | Straight-18: 2mm，\$Straight-18: 5mm，\$Figure 8-18: 2mm / 5mm，\$Muilt-            | M0013120021\$M0013120051\$M0013120211\$M0013120431\$M0013120221\$ | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |
| SJ0191 | 导丝                                             | GW1420040                                                                        | GW1420040                                                         | 美国Micro Vision Inc.                        |      |

| 流水号    | 产品名称                      | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                                                        | 生产企业                                           | 挂网企业 |
|--------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| SJ0194 | 可解脱弹簧圈（商品名：Axium）         | QC-2-2-3D\$QC-2-4-3D\$QC-2-6-3D\$QC-3-4-3D\$QC-3-6-3D\$QC-3-8-3D\$QC-4-6-3D\$QC-4-8-3D\$QC- | QC-2-2-3D\$QC-2-4-3D\$QC-2-6-3D\$QC-3-4-3D\$QC-3-6-3D\$QC-3-8-3D\$QC-4-6-3D\$QC-4-8-3D\$QC- | 美国Micro Therapeutics Inc.dba ev3 Neurovascular |      |
| SJ0196 | 自膨式颅内支架                   | 直径2.5mm，长度12mm\$直径2.5mm，长度15mm\$直径2.5mm，长度18mm\$直径2.5mm，长度                                  | LE0.2\$5X12\$LE0.2\$5X18\$LE0.2\$5X25\$LE0.3\$5X12\$LE0.3\$5X18\$LE0.3                      | 法国Balt Extrusion（法国巴尔特公司）                      |      |
| SJ0197 | 电解脱盒                      | NDS-1                                                                                       | NDS-1                                                                                       | 美国Micro Therapeutics Inc.dba ev3 Neurovascular |      |
| SJ0199 | Y接头                       | Y Connector                                                                                 | KESU0005\$KESU0006                                                                          | 法国 MINVASYS S. A. S.                           |      |
| SJ0200 | Jasper颅内可电解脱弹簧圈（10-1D柔软型） | FG9001010-XX 弹簧圈直径（mm） 2 弹簧圈长度（cm）1\$FG9001010-XX 弹簧圈直径                                     | FG9001010-XX                                                                                | 加奇生物科技（上海）有限公司                                 |      |
| SJ0201 | Y接头                       | Y Connector                                                                                 | KESU0001\$KESU0002\$KESU0003\$KESU0004                                                      | 法国 MINVASYS S. A. S.                           |      |
| SJ0202 | 电缆线                       | CSS-2.75-1                                                                                  | CSS-2.75-1                                                                                  | 美国Micro Therapeutics Inc.dba ev3 Neurovascular |      |
| SJ0203 | 弹簧圈系统                     | 外径：2mm，长度：2cm\$外径：2mm，长度：3cm\$外径：2mm，长度：4cm\$外径：2mm，长度：                                     | Helical SR 系列：100202HCSR-S-V\$Helical SR 系列：                                                | 美国Micro Vision Inc.                            |      |
| SJ0204 | 去细胞同种异体神经修复材料（商品名：神桥）     | 直径1.5mm±0.5mm，长度40mm±1.0mm                                                                  | ZDMED-1540                                                                                  | 广州中大医疗器械有限公司                                   |      |
| SJ0206 | 弹簧圈系统                     | 外径：2mm；长度：1cm\$外径：2mm；长度：2cm\$外径：2mm；长度：3cm\$外径：2mm；长度4cm\$                                 | MCS-HC-R（10）:100515HC-R\$MCS-HC-R                                                           | 美国Micro Vision Inc.                            |      |
| SJ0207 | Jasper颅内可电解脱弹簧圈（18-1D柔软型） | FG9001810-XX 弹簧圈直径（mm） 2 弹簧圈长度（cm）4\$FG9001810-XX 弹簧圈直径                                     | FG9001810-XX                                                                                | 加奇生物科技（上海）有限公司                                 |      |
| SJ0208 | 微导管                       | 微导管有效长度150cm，外径0.80mm，最小内径0.43mm                                                            | MC172150S\$MC172150SX                                                                       | 美国Micro Vision Inc.                            |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                                                                         | 产品型号                                                                                     | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| SJ0209 | 弹簧圈系统Hypersoft          | 外径: 1mm; 内径: 无; 长度: 1cm; 其它描述: 无\$外径: 1mm; 内径: 无; 长度: 2cm; 其                                 | MCS-HC-HS (10) \$MCS-HC-HS (10) 100101HS-V\$MCS-HC-HS (10)                               | 美国Micro Vision Inc.                         |      |
| SJ0212 | 支架系统 (商品名: Wingspan)    | WE025009\$WE0025015\$WE0025020\$WE0030009\$WE0030015\$WE0030020\$WE0035009\$WE0035015\$WE003 | WE025009\$WE0025015\$WE0025020\$WE0030009\$WE0030015\$WE0030020\$WE0030015\$WE0030020\$W | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| SJ0213 | 预塑形微导管 (商品名: Excelsior) |                                                                                              | Excelsior 1018: M0031441900\$Excelsior 1018:                                             | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| SJ0214 | Angioguard OTW保护伞       | 直径: 外径: 4mm; 内径: 0.014"; 长度: 300CM\$直径: 外径: 5mm; 内径: 0.014"; 长度:                             | 403014E\$503014E\$603014E\$703014E\$803014E\$401814E\$501814E\$6018                      | 美国Cordis Corporation                        |      |
| SJ0216 | Y接头                     | Y Connector                                                                                  | KESU0001\$KESU0002\$KESU0003\$KESU0004\$KESU0005\$KESU0006                               | 法国 MINVASYS S. A. S.                        |      |
| WZ0005 | 双球囊子宫输卵管造影导管            | DBH-100                                                                                      | DBH-100                                                                                  | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0052 | 微导管                     | MF-2.5-18-100-15                                                                             | 外径2.5F;内径0.018";长度:100cm                                                                 | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0053 | 血管造影导管                  | 4F;0.038";80cm\$4F;0.038";90cm\$4F;0.038";125cm\$5F;0.038"                                   | 4F;0.038";80cm\$4F;0.038";90cm\$4F;0.038"                                                | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0055 | 血管造影导管                  | 外径:5.0F;内径:0.035";长度:40cm\$外径:5.0F;内径:0.035";长度:65cm\$外径:5.0F;内                              | 外径:5.0F;内径:0.035";长度:40cm\$外径:5.0F;内                                                     | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0057 | 血管造影导管                  | HNB5.0-35-100-P-NS-JR\$HNB5.0-35-100-P-NS-JB1\$HNB5.0-35-100-P-NS-JB2                        | 外径:5.0F;内径:0.035";长度100cm                                                                | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0060 | 血管造影导管                  | SCBR4.0 (除 SCBR4.0-35-80-P-NS-RUC / RH / VTK\$SCBR4.0-38-80-P-NS-RUC / RH / VTK\$以外的         | 外径:4F;内径:0.038;长度:40cm\$外径:4F;内径:0.038;长度:65cm\$                                         | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0062 | 血管造影导管                  | HNB5.0-CE-100-P-4S-NIH\$HNB5.0-38-100-P-4S-NIH\$                                             | 外径:5F;内径:0.03";长度:100cm\$外径:5F;内径:0.038";长                                               | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |

| 流水号    | 产品名称                      | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                                                          | 生产企业                                    | 挂网企业 |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| WZ0067 | PTA导管（商品名:Amphirion DEEP） | AMD015020001\$AMD015020002\$AMD020040002\$AMD020080002\$AMD020120002\$AMD025040002\$AMD025    | PTA导管（商品名:Amphirion DEEP）                                                                     | 意大利Invatec S.p.A.                       |      |
| WZ0082 | 超滑导丝                      | HW-25-180\$HW-25-260\$HW-35-180\$HW-35-260\$HWA-25-180\$HWA-25-260\$HWA-35-                   | HW-25-180\$HW-25-260\$HW-35-180\$HW-35-260\$HWA-25-180\$HWA-                                  | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）             |      |
| WZ0083 | 亲水涂层导丝                    | HWA-35-150\$HWA-38-150\$HW-35-150\$HW-38-150\$HWS-35-150\$HWS-38-150                          | HWA-35-150\$HWA-38-150\$HW-35-150\$HW-38-150\$HWS-35-150\$HWS-                                | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）             |      |
| WZ0085 | 亲水涂层导丝                    | HWA-18-150\$HWA-18-180\$HWA-18-80                                                             | 长度:150cm;直径:外径:0.018 " 内径:无;\$长度:180cm;直径:外                                                   | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）             |      |
| WZ0090 | 测量（标记）导管                  | 1080-0100\$1080-0200\$1080-1000\$1080-1100\$1080-2000\$1080-2100\$1080-                       | 4F\$5F                                                                                        | 德国OptiMed Medizinische Instrumente GmbH |      |
| WZ0091 | 球囊扩张导管                    | PTA4-18-80-3-2\$PTA4-18-80-3-4\$PTA4-18-80-3-6\$PTA4-18-80-3-8\$PTA4-18-80-3-10\$PTA4-18-     | PTA4-18-80-3-2\$PTA4-18-80-3-4\$PTA4-18-80-3-6\$PTA4-18-80-3-                                 | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）             |      |
| WZ0121 | 覆膜支架系统（商品名:Endurant）对侧支   | ENLW1610C80EE\$ENLW1610C95EE\$ENLW1610C120EE\$ENLW1613C80EE\$ENLW1613C95EE\$ENLW1613C120E     | 长度:覆盖物的长度80mm;直径:外径:近端直径16mm;内径:无;其                                                           | 美国Medtronic Inc.                        |      |
| WZ0160 | Unifuse溶栓导管4F / 5F        | 12401801\$12401802\$12401803\$12401804\$12401805\$12401806\$12401807\$12401808\$12401809\$124 | 12401801\$12401802\$12401803\$12401804\$12401805\$12401806\$12401807\$12401808\$12401809\$124 | 美国AngioDynamicsInc.                     |      |
| WZ0164 | PTA超薄球囊扩张导管               | XT5052\$XT5062\$XT5064\$XT5072\$XT5074\$XT5083\$XT5084                                        | 长度:2cm;外径:5mm\$长度:2cm;外径:6mm\$长度:2cm;外径:7mm\$长                                                | 美国Bard Peripheral Vascular, Inc.        |      |
| WZ0165 | PTA超薄球囊扩张导管               | XT10032\$XT10034\$XT10042\$XT10044\$XT100410                                                  | 长度:2cm;外径:3m\$长度:2cm;外径:4m\$长度:4cm;外径:3m\$长                                                   | 美国Bard Peripheral Vascular, Inc.        |      |
| WZ0170 | PTA-UV球囊扩张导管              | UV12052\$UV12054\$UV12056\$UV120510\$UV12062\$UV12064\$UV12072\$UV12074                       | 长度:2cm;外径:5mm;\$长度:2cm;外径:6mm;\$长度:2cm;外径:7mm;\$                                              | 美国Bard Peripheral Vascular, Inc.        |      |
| WZ0187 | 球囊导管                      | CODA-10.0-35-120-40\$CODA-10.0-35-100-32                                                      | 长度120cmcm 直径40mm\$长度120cm 直径32mm\$长度100cm 直径                                                  | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）             |      |

| 流水号    | 产品名称                                      | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                      | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| WZ0190 | 微导丝                                       | CMW-14-135\$CMW-14-190\$CMW-14-300\$CMWA-14-135\$CMWA-14-190\$CMWA-14-300                      | 0.014 "                                                   | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0193 | 微导丝                                       | CMW-14-300\$CMWA-14-300                                                                        | 0.014 "                                                   | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0199 | M型中等长度导丝                                  | RF*GA18183M\$RF*GA18263M\$RF*GA25263M\$RF*GA32263M\$RF*GA35183M\$RF*GA35223M\$RF*GA35263M\$    | 外径:0.018英寸, 长度180cm\$外径:0.018英寸, 长度220cm\$外               | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）    |      |
| WZ0209 | 血管鞘                                       | KCFW-6.0-38-RB\$KCFW-7.0-38-RB\$KCFW-8.0-38-RB\$KCFW-9.0-38-RB\$KCFW-10.0-38-RB\$KCFW-         | 长度<40cm; 内径5.0-10.0F                                      | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0222 | 外周超滑微导丝                                   | PAGP140000                                                                                     | PAGP140000                                                | 日本Asahi Intecc Co., Ltd.                   |      |
| WZ0223 | 外周超滑交换微导丝                                 | PAGP140300                                                                                     | PAGP140300                                                | 日本Asahi Intecc Co., Ltd.                   |      |
| WZ0224 | 下肢闭塞病变专用微导丝                               | PAGH18M070\$PAGH18M071                                                                         | PAGH18M070\$PAGH18M071                                    | 日本Asahi Intecc Co., Ltd.                   |      |
| WZ0226 | 导丝                                        | TSMG-35-260-LES\$TSMG-35-300-LES\$TSCMG-35-260-7-LES\$TSCMG-35-300-7-                          | TSMG-35-260-LES\$TSMG-35-300-LES\$TSCMG-35-260-7-         | 丹麦库克欧洲公司                                   |      |
| WZ0229 | PVA聚乙烯醇泡沫栓塞微粒                             | PVA-50\$PVA-100\$PVA-200\$PVA-300\$PVA-500\$PVA-700\$PVA-1000\$PVA-1500\$PVA-2000              | PVA-50\$PVA-100\$PVA-200\$PVA-300\$PVA-500\$PVA-700\$PVA- | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0243 | 髂动脉支架系统（商品名:Complete SE）                  | SC420LG\$SC420FG\$SC520LG\$SC520FG\$SC620LG\$SC620FG\$SC720LG\$SC720FG\$SC820LG\$SC820FG\$SC92 | 支架外径（mm）:4, 支架长度（mm）:20\$支架外径（mm）:4, 支架长                  | 美国Medtronic Inc.                           |      |
| WZ0245 | 髂动脉支架系统（商品名:Complete SE）                  | SC420LG\$SC420FG\$SC430LG\$SC430FG\$SC440LG\$SC440FG\$SC520LG\$SC520FG\$SC530LG\$SC530FG\$SC54 | 支架直径:4-10mm, 支架长度:20-150mm                                | 美国Medtronic Inc.                           |      |
| WZ0270 | 带有推送系统的支架（气管支气管支架和胆道支架）（商品名:Wallstent）-支架 | H965403100\$H965403110\$H965403120\$H965403130\$H965403300\$H965403310\$H965403320\$H965403    | 支架外径（mm）:14; 支架长度（mm）:20\$支架外径（mm）:14; 支架长                | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |

| 流水号    | 产品名称                                      | 产品规格                                                                                             | 产品型号                                                                                             | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| WZ0271 | 带有推送系统的支架（气管支气管支架和胆道支架）（商品名:Wallstent）-支架 | H965404300\$H965404310\$H965404320\$H965404500\$H965404510\$H965404520\$H965405100\$H965405      | 支架外径（mm）:20，<br>支架长度（mm）:35支<br>支架外径（mm）:20，支                                                    | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |
| WZ0272 | 带有推送系统的支架（气管支气管支架和胆道支架）（商品名:Wallstent）    | M001711000\$M001711010\$M001711020\$M001711030\$M001711040\$M001711050\$M001711060\$M001711      | 支架外径（mm）:5，支<br>架长度（mm）:20\$支架<br>外径（mm）:5，支架长                                                   | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |
| WZ0273 | 带有推送系统的支架（气管支气管支架和胆道支架）（商品名:Wallstent）-支架 | M001711000\$M001711010\$M001711020\$M001711030\$M001711040\$M001711050\$M001711060\$M001711      | 支架外径（mm）:5，支<br>架长度（mm）:20\$支架<br>外径（mm）:5，支架长                                                   | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |
| WZ0274 | 自膨式支架系统（商品名:Absolute）                     | 1010547-20\$1010547-30\$1010547-40\$1010547-60\$1010547-80\$1010547-                             | 导管长度:55cm，支架<br>长度:20mm\$导管长<br>度:55cm，支架长                                                       | 美国Abbott Vascular                          |      |
| WZ0276 | 胸主动脉覆膜支架系统（商品名:Valiant Captivia）-短主体      | VAMF2222C100TE\$VAMF2424C100TE\$VAMF2626C100TE\$VAMF2828C100TE\$VAMF3030C100TE\$VAMF3232C        | 长度为100mm的短主体                                                                                     | 美国Medtronic Inc.                           |      |
| WZ0277 | 胸主动脉覆膜支架系统（商品名:Valiant Captivia）-中主体      | VAMF2222C150TE\$VAMF2424C150TE\$VAMF2626C150TE\$VAMF2828C150TE\$VAMF3030C150TE\$VAMF3232C        | 长度为150mm的中主体                                                                                     | 美国Medtronic Inc.                           |      |
| WZ0278 | 胸主动脉覆膜支架系统（商品名:Valiant Captivia）-长主体      | VAMF3030C200TE\$VAMF3232C200TE\$VAMF3434C200TE\$VAMF3636C200TE\$VAMF3838C200TE\$VAMF4040C        | 长度为200mm的长主体                                                                                     | 美国Medtronic Inc.                           |      |
| WZ0280 | 食道裸支架                                     | E01606\$E01608\$E01610\$E01612\$E01615\$E01618\$E01620\$E01806\$E01808\$E01810\$E01812\$E01815\$ | E01606\$E01608\$E01610\$E01612\$E01615\$E01618\$E01620\$E01806\$E01808\$E01810\$E01812\$E01815\$ | 韩国Taewoong medical Co., Ltd                |      |
| WZ0281 | 胆道支架                                      | T00605\$T00606\$T00607\$T00608\$T00609\$T00610\$T00612\$T00805\$T00806\$T00807\$T00808\$T00809\$ | T00605\$T00606\$T00607\$T00608\$T00609\$T00610\$T00612\$T00805\$T00806\$T00807\$T00808\$T00809\$ | 韩国Taewoong medical Co., Ltd                |      |
| WZ0287 | 自膨式支架系统（商品名:Absolute Pro）                 | 1011926-020\$1011926-030\$1011926-040\$1011926-060\$1011926-080\$1011926-                        | 导管长度:80cm，支架<br>长度:20mm\$导管长<br>度:80cm，支架长                                                       | 美国Abbott Vascular                          |      |
| WZ0294 | 腔静脉滤器                                     | IGTCFS-65-FEM\$IGTCFS-65-JUG\$IGTCFS-65-UNI                                                      | 8.5F外鞘，65cm放送器                                                                                   | 丹麦库克欧洲公司                                   |      |
| WZ0295 | 输卵管导管插入术器械                                | FTC-900\$FTC-550\$FTC-550-NT                                                                     | FTC-900\$FTC-550\$FTC-550-NT                                                                     | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                                           | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| WZ0305 | 带扩张器的外周血管导引导管              | W8RD00-0-V055\$W8RD00-2-V055\$W8RD00-0-V55J\$W8RD00-2-V055J                                   | 直径:6.0F, 内径:0.090", 长度:55cm                                                    | 日本Asahi Intecc Co., Ltd.                    |      |
| WZ0311 | Launcher                   | LA8JL30\$LA8JL30SH\$LA8JL35\$LA8JL35SH\$LA8JL40\$LA8JL40SH\$LA8JL45\$LA8JL45SH\$LA8JL50\$LA8J | 5F\$6F\$7F\$8F                                                                 | 美国Medtronic Inc.                            |      |
| WZ0331 | PTA球囊导管 (商品名:REEF HP)      | REU040020052\$REU040030052\$REU040040052\$REU040060052\$REU040080052\$REU040020082\$REU040    |                                                                                | 意大利Invatec S.p.A.                           |      |
| WZ0344 | 导引导丝 (商品名:HI-TORQUE PILOT) | 1010483-H\$1010483-HJ\$1010484-H\$1010484-HJ\$1010485-H\$1010485-HJ                           | 长度:300cm;直径:0.014" (0.36mm),                                                   | 美国Abbott Vascular                           |      |
| WZ0345 | Ultra-soft SV球囊扩张导管        | M0013894015200\$M0013894020200\$M0013894020300\$M0013894025200\$M0013894025300\$M00138940     |                                                                                | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| WZ0347 | PTA扩张导管 (商品名:NanoCross)    | AB14W015020090\$AB14W020020090\$AB14W020040090\$AB14W020080090\$AB14W020120090\$AB14W0201     | 球囊直径:1.5mm;球囊长度:20mm;球囊输送系统:90cm\$球囊直                                          | 美国ev3 Inc. (ev3 公司)                         |      |
| WZ0348 | PTA 扩张导管 (商品名:NanoCross)   | AB14W015020090\$AB14W020020090\$AB14W020040090\$AB14W02008009\$AB14W025020090\$AB14W025040    |                                                                                | 美国ev3 Inc. (ev3 公司)                         |      |
| WZ0349 | PTA 扩张导管 (商品名:NanoCross)   | AB14W020120090\$AB4W020150090\$AB14W020210090\$AB14W025120090\$AB14W025150090\$AB14W02521     |                                                                                | 美国ev3 Inc. (ev3 公司)                         |      |
| WZ0350 | 导引导管                       | LMGN-6.0C-90-0-HC\$LMGN-6.0C-90-ANG-HC\$LMGN-7.0C-90-ANG-HC\$LMGN-7.0C-90-0-HC\$LMGN-         | LMGN-6.0C-90-0-HC\$LMGN-6.0C-90-ANG-HC\$LMGN-6.0C-90-ANG-HC\$LMGN-7.0C-90-ANG- | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0351 | 导丝                         | TPMG-16-60-SST\$TPMG-16-180-SST\$TPMG-18-180-SST                                              | TPMG-16-60-SST\$TPMG-16-180-SST\$TPMG-18-180-SST                               | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0352 | 导丝                         | TCMTNA-35-145-3-AMC\$TCMTNA-35-145-1.5\$TCMTNA-35-145-3\$TCMTNA-38-145-3\$TDOC-35-            | TCMTNA-35-145-3-AMC\$TCMTNA-35-145-1.5\$TCMTNA-35-145-                         | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0353 | 导丝                         | MG-35-145-GRAD\$MG-35-180-GRAD                                                                | MG-35-145-GRAD\$MG-35-180-GRAD                                                 | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |



| 流水号    | 产品名称               | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                     | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|--------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| WZ0354 | 导丝                 | TSF-18-260\$TSF-25-260\$TSF-35-260\$TSF-35-180\$TSF-38-260\$TSFNA-35-260\$TSFB-18-          | 直径 $\geq$ 0.018, 长度 $\geq$ 180cm                         | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0355 | 导丝                 | STF-18-40-AUST\$STF-18-60-AUST\$HTF-18SP-150-AUST                                           | 直径 $\geq$ 0.018, 长度 $\leq$ 150cm                         | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0356 | 导丝                 | THSF-35-145\$THSF-38-145\$THSF-35-80-AUS\$THSF-35-145-AUS\$THSF-38-145-                     | 直径 $\geq$ 0.018, 长度 $\leq$ 150cm                         | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0357 | 导丝                 | TSF-18-50\$TSF-18-145\$TSF-21-50\$TSF-21-145\$TSF-25-50\$TSF-25-145\$TSF-32-145\$TSF-35-    | 直径 $\geq$ 0.018, 长度 $\leq$ 150cm                         | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0358 | 导丝                 | THSF-35-180-AES                                                                             | THSF-35-180-AES                                          | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0359 | 导入器                | /                                                                                           | KSAW-6.0-18/38-55-RB-ANL3-HC\$KSAW-7.0-18/38-55-RB-ANL3- | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0360 | 抗折金属长鞘             | KSAW-4.0-18 / 35-110-RB-SHTL-HC\$KSAW-4.0-18 / 35-90-RB-SHTL-HC                             | 长度 $\geq$ 90cm; 内径=4.0F                                  | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0361 | 导入器                | /                                                                                           | KSAW-5.0-38-90-RB-SHTL-FLEX-HC\$KSAW-6.0-38-90-RB-SHTL-  | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0362 | 抗折金属长鞘             | KSAW-4.0-18-90-RB-SHTL\$KSAW-4.0-18-110-RB-SHTL\$KSAW-4.0-35-90-RB-SHTL\$KSAW-4.0-35-       | KSAW-4.0-18-90-RB-SHTL\$KSAW-4.0-18-110-RB-SHTL\$KSAW-   | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0363 | Renegade Hi Flo微导管 | M001182830\$M001182840\$M001182850\$M001182860\$M001182870\$M001182880\$M001182890\$M001182 | 导管有效长度:80cm 末端长度:10cm\$导管有效长度:80cm 末端长                   | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| WZ0364 | Atlas球囊扩张导管        | 2.2*2                                                                                       | AT75222                                                  | 美国Bard Peripheral Vascular, Inc             |      |
| WZ0365 | Atlas球囊扩张导管        | 1.2*2                                                                                       | AT120122                                                 | 美国Bard Peripheral Vascular, Inc             |      |



| 流水号    | 产品名称                                           | 产品规格                                                                                            | 产品型号                                                                                         | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| WZ0379 | 血管鞘                                            | RCFN-5.0-18-13-RA2.5\$RCFN-6.0-18-13-RA2.5\$RCFN-6.0-18-13-RA2.5\$RCFN-4.0-18-23-               | 长度13cm;内径4.0-6.0F (RA型)\$长度23cm;内径4.0-6.0F                                                   | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0380 | 血管鞘                                            | RCFNP-4.0-18-5.5-VAD2.5\$RCFNP-5.0-18-7-VAD1.5\$RCFP-4.0-21-J\$RCFP-                            | 长度5.5cm;内径4.0-5.5F\$长度7cm;内径4.0-5.5F\$长度13cm;内                                               | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0381 | 血管鞘                                            | RCFN-4.0-18-5.5-RA1.5\$RCFN-5.0-18-5.5-RA1.5\$RCFN-5.0-18-7-RA2.5\$RCFN-6.0-18-7-               | 长度5.5cm;内径4.0-6.0F (RA型)\$长度7cm;内径4.0-6.0F (RA                                               | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0382 | 外周球囊扩张导管 (商品名:RX VIATRAC14 PLUS) (4mm<直径<12mm) | 1008191-15\$1008192-15\$1008193-15\$1008194-15\$1008195-15\$1008196-                            | 适配0.014系统, 4F交换鞘\$适配0.014系统, 5F交换鞘                                                           | 美国Abbott Vascular                           |      |
| WZ0383 | 外周球囊扩张导管 (商品名:RX VIATRAC14 PLUS) (直径≤4mm)      | 1008189-15\$1008190-15\$1008189-20\$1008190-20\$1008189-30\$1008190-                            | 适配0.014系统, 4F交换鞘\$适配0.014系统, 5F交换鞘                                                           | 美国Abbott Vascular                           |      |
| WZ0384 | ClearPAC膝下球囊导管 (OTW)                           | 28730020\$28730040\$28730060\$28730080\$287300100\$287300120\$287300150\$287300220\$28740020    | 28730020\$28730040\$28730060\$28730080\$287300100\$287300120\$287300150\$287300220\$28740020 | 爱尔兰ClearStream Technologies, Ltd.           |      |
| WZ0385 | ClearPAC球囊导管 (OTW)                             | 28750020\$28750040\$28750060\$28750080\$287500100\$287500120\$287500150\$287500220\$28760020    | 28750020\$28750040\$28750060\$28750080\$287500100\$287500120\$287500150\$287500220\$28760020 | 爱尔兰ClearStream Technologies, Ltd.           |      |
| WZ0388 | 球囊扩张导管 (商品名:Symmetry)                          | M001103110\$M001103120\$M001103130\$M001103140\$M001103150\$M001103160\$M001103170\$M001103     | M001103110\$M001103120\$M001103130\$M001103140\$M001103150\$M001103160\$M001103170\$M001103  | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| WZ0391 | 外周动脉导丝 (商品名:Cruiser-18)                        | 357259 Cruiser-18 Medium (中等) / 直形 / 0.018 " / 195\$357261 Cruiser-18 Medium                    | 直径:0.018 " , 有效长度:195cm\$直径:0.018 " , 有效长度:300cm                                             | 爱尔兰 BRIVANT Ltd                             |      |
| WZ0392 | PTA-Rival超小球囊扩张导管                              | RV80415\$RV135415\$RV8042\$RV13542\$RV8044\$RV13544\$RV80410\$RV135410                          | RV80415\$RV135415\$RV8042\$RV13542\$RV8044\$RV13544\$RV80410\$RV135                          | 美国Bard Peripheral Vascular, Inc.            |      |
| WZ0393 | PTA-Rival球囊扩张导管                                | RV8052\$RV8054\$RV8056\$RV8058\$RV80510\$RV8062\$RV8064\$RV8066\$RV8068\$RV80610\$RV8072\$RV807 | RV8052\$RV8054\$RV8056\$RV8058\$RV80510\$RV8062\$RV8064\$RV8066\$RV8                         | 美国Bard Peripheral Vascular, Inc.            |      |
| WZ0394 | PTA-Rival球囊扩张导管                                | RV80515\$RV135515\$RV80615\$RV135615                                                            | RV80515\$RV135515\$RV80615\$RV135615                                                         | 美国Bard Peripheral Vascular, Inc.            |      |

| 流水号    | 产品名称                        | 产品规格                                                                                      | 产品型号                                                            | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| WZ0395 | PTA球囊扩张导管Coyote ES Monorail | H74939135152010\$H74939135202010\$H74939135203010\$H74939135204010\$H74939135252010\$H749 | 球囊直径:1.5mm 球囊长度:20mm\$球囊直径:1.5mm 球囊长                            | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| WZ0402 | 一次性使用一步式耻骨上导入器              | SANT-14-20-PLV\$SANT-16-20-PLV\$SANT-18-20-PLV\$SANT-20-20-PLV\$SANT-22-20-PLV            | SANT-14-20-PLV\$SANT-16-20-PLV\$SANT-18-20-PLV\$SANT-20-20-     | 美国Cook Urological Incorporated (美国库克泌尿外科公司) |      |
| WZ0403 | 导丝 (商品名:Amplatz) (加长)       | AES-035260\$AES-038260                                                                    | AES-035260\$AES-038260                                          | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0404 | 导丝 (商品名:Amplatz)            | AS-035145\$AS-038145\$AS-038145-DF\$AES-025145\$AES-035145\$AES-038145\$AES-              | AS-035145\$AS-038145\$AS-038145-DF\$AES-025145\$AES-            | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)                |      |
| WZ0406 | 球囊充盈器                       | QID-1                                                                                     | QID-1                                                           | 美国Wilson-Cook Medical Inc. (美国威尔逊-库克医学公司)   |      |
| WZ0408 | 穿刺针                         | M001441601\$M001441631\$M001441661\$M001441691                                            | Gauge线规格:18G 外径:1.1mm\$Gauge线规格:18G 外                           | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| WZ0409 | 预安装血管支架系统 (商品名:Express SD)  | H74937917415900\$H74937918419900\$H74937917515900\$H74937918519900\$H74937917614900\$H749 | H74937917415900\$H74937918419900\$H74937917515900\$H74937918519 | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司) |      |
| WZ0410 | 胸主动脉瘤支架系统 (商品名:Zenith TX2)  | ZTEG-2P-22-115\$ZTEG-2P-24-115\$ZTEG-2P-26-134\$ZTEG-2P-28-140\$ZTEG-2P-28-200\$ZTEG-     | 长度:108mm; 直径:22mm\$长度:108mm; 直径:24mm\$长                         | 丹麦库克欧洲公司                                    |      |
| WZ0411 | 胸主动脉瘤支架系统 (商品名:Zenith TX2)  | ZTEG-2D-28-127\$ZTEG-2D-28-147\$ZTEG-2D-28-207\$ZTEG-2D-30-147\$ZTEG-2D-30-207\$ZTEG-     | 长度:127mm, 直径:28mm\$长度:127mm, 直径:30mm\$长                         | 丹麦库克欧洲公司                                    |      |
| WZ0412 | 胸主动脉瘤支架系统 (商品名:Zenith TX2)  | ZTEG-2PT-32-160\$ZTEG-2PT-32-200\$ZTEG-2PT-34-157\$ZTEG-2PT-36-157\$ZTEG-2PT-36-          | 长度:152mm, 直径:32mm\$长度:152mm, 直径:34mm\$长                         | 丹麦库克欧洲公司                                    |      |
| WZ0413 | 胸主动脉瘤支架系统 (商品名:Zenith TX2)  | ESBE-22-80-T\$ESBE-24-80-T\$ESBE-26-80-T\$ESBE-28-80-T\$ESBE-30-80-T\$ESBE-32-80-         | 长度:77mm 直径:22mm\$长度:77mm 直径:24mm\$长度:77mm 直径:26mm\$             | 丹麦库克欧洲公司                                    |      |
| WZ0414 | 胸主动脉瘤支架系统 (商品名:Zenith TX2)  | TBE-22-80\$TBE-24-80\$TBE-26-80\$TBE-28-80\$TBE-30-80\$TBE-32-80\$TBE-34-77\$TBE-36-      | 长度:77mm 直径:22mm\$长度:77mm 直径:24mm\$长度:77mm 直径:26mm\$             | 丹麦库克欧洲公司                                    |      |

| 流水号    | 产品名称                     | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                                                          | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|--------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|
| WZ0415 | 胰管支架                     | GPS0-SF-5-3\$GPS0-SF-5-5\$GPS0-SF-5-7\$GPS0-SF-5-9\$GPS0-SF-5-12\$GPS0S-SF-5-                 | GPS0-SF                                                                                       | 美国Wilson-Cook Medical Inc.（美国威尔逊—库克医学公司） |      |
| WZ0416 | 胰管支架                     | GPS0S-5-2\$GPS0S-5-3\$GPS0S-5-4\$GPS0S-5-5\$GPS0S-5-7\$GPS0S-5-9\$GPS0S-5-12\$GPS0S-5-        | GPS0S-5\$GPS0S-7                                                                              | 爱尔兰Cook Ireland Ltd.（库克爱尔兰公司）            |      |
| WZ0417 | Hippocampus肾动脉支架系统       | IHP040100080\$IHP040100145\$IHP040150080\$IHP040150145\$IHP\$040200080\$IHP040200145\$IHP05   | 类型:RX快速交换推送杆长度:80cm & 145cm<br>正常扩张压力:8 BAR                                                   | 意大利Invatec S.p.A.                        |      |
| WZ0418 | 肾动脉支架系统（商品名:Hippocampus） | IHP040100080\$IHP040100145\$IHP040150080\$IHP040150145\$IHP\$040200080\$IHP040200145\$IHP05   | 类型:RX快速交换推送杆长度:80cm & 145cm<br>正常扩张压力:8 BAR                                                   | 意大利Invatec S.p.A.                        |      |
| WZ0420 | Racer（RX）快速交换式肾动脉支架系统    | RCR412XS\$RCR512XS\$RCR612XS\$RCR712XS\$RCR418XS\$RCR518XS\$RCR618XS\$RCR718XS\$RCR412XL\$RCR | RCR412XS\$RCR512XS\$RCR612XS\$RCR712XS\$RCR418XS\$RCR518XS\$RCR618XS\$RCR718XS\$RCR412XL\$RCR | 美国Medtronic Inc.                         |      |
| WZ0422 | 微血管吻合装置                  | 1. 0mm                                                                                        | GEM 2750                                                                                      | 美国 Synovis Micro Companies Alliance, Inc |      |
| WZ0423 | 微血管吻合装置                  | 1. 5mm                                                                                        | GEM 2751                                                                                      | 美国 Synovis Micro Companies Alliance, Inc |      |
| WZ0424 | 微血管吻合装置                  | 2. 0mm                                                                                        | GEM 2752                                                                                      | 美国 Synovis Micro Companies Alliance, Inc |      |
| WZ0425 | 微血管吻合装置                  | 2. 5mm                                                                                        | GEM 2753                                                                                      | 美国 Synovis Micro Companies Alliance, Inc |      |
| WZ0426 | 微血管吻合装置                  | 3. 0mm                                                                                        | GEM 2754                                                                                      | 美国 Synovis Micro Companies Alliance, Inc |      |
| WZ0427 | 微血管吻合装置                  | 3. 5mm                                                                                        | GEM 2755                                                                                      | 美国 Synovis Micro Companies Alliance, Inc |      |
| WZ0428 | 微血管吻合装置                  | 4. 0mm                                                                                        | GEM 2756                                                                                      | 美国 Synovis Micro Companies Alliance, Inc |      |

| 流水号    | 产品名称                             | 产品规格                                                                                       | 产品型号                                                         | 生产企业                                    | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| WZ0429 | 大血管支架（腹主动脉）                      | 6412-6020\$6412-6030\$6412-6040\$6412-6050\$6412-6060\$6412-6070\$6412-                    | 6412-6020\$6412-6030\$6412-6040\$6412-6050\$6412-6060\$6412- | 德国OptiMed Medizinische Instrumente GmbH |      |
| WZ0430 | sinus-SuperFlex-635特殊规格血管 / 胆道支架 | 8612-6020\$8612-6030\$8612-6040\$8612-6050\$8612-6060\$8612-6070\$8612-                    | 8612-6020\$8612-6030\$8612-6040\$8612-6050\$8612-6060\$8612- | 德国OptiMed Medizinische Instrumente GmbH |      |
| WZ0431 | sinus-SuperFlex-418超长血管支架        | 7803-2110\$7803-2120\$7803-2130\$7803-2150\$7803-2180\$7803-2200\$7804-                    | 直径:3mm-6mm, 长度:110mm-200mm                                   | 德国OptiMed Medizinische Instrumente GmbH |      |
| WZ0432 | 6F超长可视支架                         | 6404-6120\$6404-7120\$6405-6120\$6405-7120\$6406-0150\$6406-6120\$6406-                    | 6404-6120\$6404-7120\$6405-6120\$6405-7120\$6406-0150\$6406- | 德国OptiMed Medizinische Instrumente GmbH |      |
| WZ0433 | sinus-SuperFlex-635超长血管 / 胆道支架   | 8604-6120\$8604-7120\$8605-6120\$8605-6150\$8605-7120\$8606-6120\$8606-                    | 8604-6120\$8604-7120\$8605-6120\$8605-6150\$8605-7120\$8606- | 德国OptiMed Medizinische Instrumente GmbH |      |
| WZ0434 | 6F可视血管柔顺支架                       | 6404-6020\$6404-6030\$6404-6040\$6404-6050\$6404-6060\$6404-6070\$6404-                    | 6404-6020\$6404-6030\$6404-6040\$6404-6050\$6404-6060\$6404- | 德国OptiMed Medizinische Instrumente GmbH |      |
| WZ0435 | sinus-SuperFlex-635血管 / 胆道支架     | 6404-6020\$6404-6030\$6404-6040\$6404-6050\$6404-6060\$6404-6070\$6404-                    | 6404-6020\$6404-6030\$6404-6040\$6404-6050\$6404-6060\$6404- | 德国OptiMed Medizinische Instrumente GmbH |      |
| WZ0436 | 518桡动脉穿刺血管支架                     | 6606-5040\$6606-5060\$6606-5080\$6607-5040\$6607-5060\$6607-5080\$6608-                    | 6606-5040\$6606-5060\$6606-5080\$6607-5040\$6607-5060\$6607- | 德国OptiMed Medizinische Instrumente GmbH |      |
| WZ0437 | 6F超长可视支架                         | 6406-6180\$6406-6200\$6406-7180\$6406-7200\$6407-6180\$6407-6200\$6407-                    | 6406-6180\$6406-6200\$6406-7180\$6406-7200\$6407-6180\$6407- | 德国OptiMed Medizinische Instrumente GmbH |      |
| WZ0438 | sinus-SuperFlex-635超长血管 / 胆道支架   | 8606-6180\$8606-6200\$8606-7180\$8606-7200\$8607-6180\$8607-6200\$8607-                    | 8606-6180\$8606-6200\$8606-7180\$8606-7200\$8607-6180\$8607- | 德国OptiMed Medizinische Instrumente GmbH |      |
| WZ0439 | ERCP可视胆道支架                       | 6807-5030\$6807-5040\$6807-5050\$6807-5060\$6807-5070\$6807-5080\$6807-                    | 6807-5030\$6807-5040\$6807-5050\$6807-5060\$6807-5070\$6807- | 德国OptiMed Medizinische Instrumente GmbH |      |
| WZ0441 | 膝下球扩支架系统（商品名:Chromis Deep）       | CRD020010120\$CRD020018120\$CRD020038120\$CRD025010120\$CRD025018120\$CRD025038120\$CRD025 |                                                              | 意大利Invatec S. p. A.                     |      |

| 流水号    | 产品名称                              | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                                             | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| WZ0442 | 预安装血管支架系统（商品名:Express LD）         | H74938162102070\$H74938162104070\$H74938162106070\$H74938162120130\$H74938162140130\$H749   | H74938162102070\$H74938162104070\$H74938162106070\$H74938162120                  | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |
| WZ0443 | 自膨式外周支架系统MARIS                    | IMP100030080\$IMP100040080\$IMP100040120\$IMP100060080\$IMP100060120\$IMP100080080\$IMP100  | 该产品由自膨支架和递送系统组成。                                                                 | 意大利Invatec S.p.A.                          |      |
| WZ0444 | 自膨式外周支架系统（商品名:MARIS）              | IMP060020080\$IMP060020120\$IMP060030080\$IMP060030120\$IMP060040080\$IMP060040120\$IMP060  |                                                                                  | 意大利Invatec S.p.A.                          |      |
| WZ0445 | 外周球扩式钴铬支架系统（商品名:Scuba）            | SCA050018080\$SCA050018130\$SCA050030080\$SCA050030130\$SCA050037080\$SCA050037130\$SCA050  |                                                                                  | 意大利Invatec S.p.A.                          |      |
| WZ0446 | 腔静脉滤器（商品名:Celect）                 | IGTCFS-65-FEM-CELECT\$IGTCFS-65-JUG-CELECT\$IGTCFS-65-UNI-CELECT                            | IGTCFS-65-FEM-CELECT\$IGTCFS-65-JUG-CELECT\$IGTCFS-                              | 丹麦库克欧洲公司                                   |      |
| WZ0461 | 微导管套装（商品名:MicroFerret）            | MF-3.0-18-110-12-HC\$MF-3.0-18-110-20-HC\$MF-3.0-18-135-12-HC\$MF-3.0-18-135-20-            | MF-3.0-18-110-12-HC\$MF-3.0-18-110-20-HC\$MF-3.0-18-135-12-HC\$MF-3.0-18-135-20- | 丹麦William Cook Europe ApS                  |      |
| WZ0462 | 微导管套装（商品名:MicroFerret）            | MFS-110-20-HC-T-CIRRUS\$MFS-110-20-TC35-3.ODR-HC\$MFS-135-12-HC-T-CIRRUS\$MFS-135-          | MFS-110-20-HC-T-CIRRUS\$MFS-110-20-TC35-3.ODR-HC\$MFS-                           | 丹麦William Cook Europe ApS                  |      |
| WZ0463 | 穿通导管                              | CSW 135-26N\$CSW 150-26N                                                                    | 导管规格:Corsair 135 导管尺寸:外径直径:1.2F 长度:135cm\$                                       | 日本Asahi Intecc Co., Ltd.                   |      |
| WZ0464 | 导引鞘系统（商品名:Fortress）               | 4F Crossover "roducer Sheath (REF 358813) \$4F Straight-45 "roducer Sheath                  | 4F Crossover "roducer Sheath (REF 358813) \$4F                                   | 德国 Contract Medical International, GmbH    |      |
| WZ0465 | 导引导丝（商品名:Hi-Torque Supra Core 35） | 1002703-01\$1002703-02\$1002703                                                             | 长度:145cm 外径:0.035 " \$长度:190cm 外径:0.035                                          | 美国Abbott Vascular                          |      |
| WZ0466 | 球囊扩张导管（商品名:XXL）                   | M001145500\$M001145510\$M001145520\$M001145530\$M001145540\$M001145550\$M001145560\$M001145 | 长度:2mm;外径:16mm 总长度 (cm):75\$长度:2mm;外径:16mm 总                                     | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |
| WZ0468 | PTA扩张导管（商品名:PowerCross）           | B18W020150090\$AB18W020200090\$AB18W025150090\$AB18W025200090\$AB18W030120090\$AB18W03015   | B18W020150090\$AB18W020200090\$AB18W025150090\$AB18W025200090\$AB18W025200090\$A | 美国ev3 Inc.（ev3 公司）                         |      |

| 流水号    | 产品名称                      | 产品规格                                                                                                            | 产品型号                                                                                                            | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| WZ0469 | PTA扩张导管（商品名:PowerCross）   | AB18W020020090\$AB18W020040090\$AB18W020100090\$AB18W025020090\$AB18W025040090\$AB18W02510090\$AB18W025020090\$ | AB18W020020090\$AB18W020040090\$AB18W020100090\$AB18W025020090\$AB18W025040090\$AB18W02510090\$AB18W025020090\$ | 美国ev3 Inc.（ev3 公司）                                                          |      |
| WZ0470 | PTA扩张导管（商品名:PowerCross）   | AB18W050020090\$AB18W050040090\$AB18W050060090\$AB18W050080090\$AB18W050100090\$AB18W0600090\$AB18W050080090\$  | AB18W050020090\$AB18W050040090\$AB18W050060090\$AB18W050080090\$AB18W050100090\$AB18W0600090\$AB18W050080090\$  | 美国ev3 Inc.（ev3 公司）                                                          |      |
| WZ0472 | 下腔静脉滤器                    | 2120F\$2220J\$2320A                                                                                             | 长度:4-4.5cm，直径:2.8cm                                                                                             | 美国Bard Peripheral Vascular， Inc.                                            |      |
| WZ0479 | PTA导引导丝（商品名:SKIPPER DEEP） | SKD195FLP14\$SKD195MED14\$SKD195STF14\$SKD300FLP14\$SKD300MED14\$SKD300STF14\$SKD250FLP14\$                     | 0.014 "                                                                                                         | 意大利Invatec S.p.A.                                                           |      |
| WZ0480 | 小外周切割球囊                   | M001BPM2015140F0\$M001BPM2515140F0\$M001BPM3015140F0\$M001BPM3515140F0\$M001BPM4015140F0                        | 球囊直径:2.00mm;球囊长度:1.5cm;导管长度:142cm\$球囊直                                                                          | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司）                                  |      |
| WZ0481 | 导丝（商品名:HiWire）            | HW-025150\$HW-035150\$HW-038150\$HWA-025150\$HWA-035150\$HWA-038150\$HWAS-                                      | HW-025150\$HW-035150\$HW-038150\$HWA-                                                                           | 美国Cook Urological Incorporated（美国库克泌尿外科公司）                                  |      |
| WZ0482 | 可控导丝（商品名:Back-up Merier）  | H965SCH306000\$H965SCH306001\$H965SCH306010\$H965SCH306011\$M001306021                                          | 导丝的可用长度为:185cm外径:0.035 "\$导丝的可用长度                                                                               | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司）                                  |      |
| WZ0483 | Soft-Vu血管造影导管             | \$10708903\$10708904\$10708905\$10709001\$10709002\$10709003\$10709004\$10709005\$10709006\$10                  | 4F， 0.035 " 导丝<br>\$4F， 0.038 " 导丝<br>\$5F， 0.035 " 导丝                                                          | 美国AngioDynamicsInc.                                                         |      |
| WZ0484 | Accu-Vu铂金标记导管             | 13709001\$13709002\$13709003\$13709004\$13709101\$13709102\$13709103\$13709104\$13709201\$137                   | 4F， 21个铂金标记，平均间隔1cm\$5F， 21个铂金标记，平均间隔1cm                                                                        | 美国AngioDynamicsInc.                                                         |      |
| WZ0485 | Soft-Vu血管造影导管             | 10720701\$10720702\$10720703\$10720704\$10720801\$10720802\$10720803\$10720804\$10720805\$107                   | 4F， 过.035 " 导丝<br>\$4F， 过.038 " 导丝<br>\$5F， 过.035 " 导丝                                                          | 美国AngioDynamicsInc.                                                         |      |
| WZ0486 | 带止血阀导管鞘（商品名:Maximum）      | 406357\$406359\$406361\$406363\$406669\$406690                                                                  | 内径4F，长度12cm，导丝规格:长度50cm;直径/ 0.035 " ;导丝头端为                                                                      | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| WZ0487 | 带止血阀导管鞘（商品名:Maximum）      | 406369\$406371\$406373\$406375\$                                                                                | 内径5F，23cm长;配备导丝规格:直径0.025，长度80cm，导丝头端为                                                                          | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |



| 流水号    | 产品名称                               | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                              | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| WZ0488 | 血管扩张器                              | "<br>M001481491\$M001481511\$M001481521\$M001481531\$M001481551 "                           | "<br>M001481491\$M001481511\$M001481521\$M001481531\$M001481551 " | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |
| WZ0489 | 超硬导丝                               | THSCF-35-180-3-AUS1\$THSCF-35-180-3-AUS2                                                    | THSCF-35-180-3-AUS1\$THSCF-35-180-3-AUS2                          | 丹麦库克欧洲公司                                   |      |
| WZ0490 | 超硬导丝                               | THSCF-35-260-3-AUS1\$THSCF-35-260-3-AUS2                                                    | THSCF-35-260-3-AUS1\$THSCF-35-260-3-AUS2                          | 丹麦库克欧洲公司                                   |      |
| WZ0491 | 超硬导丝                               | THSCF-35-60-3-AUS1\$THSCF-35-90-3-AUS1\$THSCF-35-145-3-AUS1\$THSCF-35-90-3-                 | THSCF-35-60-3-AUS1\$THSCF-35-90-3-AUS1\$THSCF-35-145-3-           | 丹麦库克欧洲公司                                   |      |
| WZ0492 | 超硬导丝                               | THSF-35-180-AUS1\$THSF-35-180-AUS2                                                          | THSF-35-180-AUS1\$THSF-35-180-AUS2                                | 丹麦库克欧洲公司                                   |      |
| WZ0493 | 超硬导丝                               | THSF-35-260-AUS1\$THSF-35-260-AUS2                                                          | THSF-35-260-AUS1\$THSF-35-260-AUS2                                | 丹麦库克欧洲公司                                   |      |
| WZ0494 | 超硬导丝                               | THSF-35-90-AUS1\$THSF-35-145-AUS1\$THSF-35-90-AUS2\$THSF-35-145-AUS2                        | THSF-35-90-AUS1\$THSF-35-145-AUS1\$THSF-35-90-                    | 丹麦库克欧洲公司                                   |      |
| WZ0497 | 导引导丝（商品名:HI-TORQUE PROGRESS）       | 1011837\$1011839\$1011841\$1011843\$1011845                                                 | 长度300cm，直径0.36mm，                                                 | 美国Abbott Vascular                          |      |
| WZ0499 | 血管内造影导管<br>Angiographic            | RF*DA15008M\$RF*DA16008M\$RF*DA25008M\$RF*DA26008M\$RF*DA5500GM\$RF*DA65008M\$RF*DA7500GM\$ | 直径:5F，长度:65cm\$<br>直径:5F，长度:70cm\$<br>直径:5F，长度:80cm\$             | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）                          |      |
| WZ0500 | 快速交换球囊扩张导管（商品名:Advance）            | PTAX4-14-170-2-2\$PTAX4-14-170-2-4\$PTAX4-14-170-2-6\$PTAX4-14-170-2-8\$PTAX4-14-           | 球囊长度<10cm                                                         | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0501 | 快速交换球囊扩张导管（商品名:Advance）            | PTAX4-14-170-2-12\$PTAX4-14-170-2-16\$PTAX4-14-170-2-20\$PTAX4-14-170-2.5-                  | 球囊长度>10cm                                                         | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0508 | 带有亲水涂层的可控导丝（商品名:V-18 Control Wire） | M001468480\$M001468500\$M001468520\$M001468540\$M001468560\$M001468580\$M001468600          | 长度:110cm;内径:0.018 " ;\$长度:150cm;内径:0.018                          | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |

| 流水号    | 产品名称                           | 产品规格                                                                      | 产品型号                                                      | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| WZ0509 | 阻断导管（商品名:Fogarty）              | 620403F\$620404F\$620405F\$62080814F\$62080822F                           | 620403F\$620404F\$620405F\$62080814F\$62080822F           | 美国Edwards Lifesciences LLC                 |      |
| WZ0510 | Finecross MG 微导管               | NC-F863A\$NC-F865A                                                        | 直径:1.8F, 长度:130cm\$直径:1.8F, 长度:150cm                      | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）    |      |
| WZ0511 | 支持导管                           | CXI-2.6-18-150-P-NS-ANG\$CXI-2.6-18-150-P-NS-0                            | CXI-2.6-18-150-P-NS-ANG\$CXI-2.6-18-150-P-NS-0            | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0512 | 支持导管                           | CXI-2.6-18-90-P-NS-ANG\$CXI-2.6-18-90-P-NS-0                              | CXI-2.6-18-90-P-NS-ANG\$CXI-2.6-18-90-P-NS-0              | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0513 | 支持导管                           | CXI-4.0-35-135-P-NS-0\$CXI-4.0-35-135-P-NS-DAV                            | CXI-4.0-35-135-P-NS-0\$CXI-4.0-35-135-P-NS-DAV            | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0514 | 支持导管                           | CXI-4.0-35-150-P-NS-0\$CXI-4.0-35-150-P-NS-DAV                            | CXI-4.0-35-150-P-NS-0\$CXI-4.0-35-150-P-NS-DAV            | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0515 | 支持导管                           | CXI-4.0-35-90-P-NS-0\$CXI-4.0-35-90-P-NS-DAV                              | CXI-4.0-35-90-P-NS-0\$CXI-4.0-35-90-P-NS-DAV              | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0516 | 支持导管（商品名:CROSSCATH）            | CXC3.0-1.9-14-65-P-NS-0\$CXC3.0-1.9-14-90-P-NS-0\$CXC3.0-1.9-14-135-P-NS- | CXC3.0-1.9-14-65-P-NS-0\$CXC3.0-1.9-14-90-P-NS-0\$CXC3.0- | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0517 | 支持导管（商品名:CROSSCATH）            | CXC3.4-2.2-18-65-P-NS-0\$CXC3.4-2.2-18-90-P-NS-0\$CXC3.4-2.2-18-135-P-NS- | CXC3.4-2.2-18-65-P-NS-0\$CXC3.4-2.2-18-90-P-NS-0\$CXC3.4- | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0518 | 支持导管（商品名:CROSSCATH）            | CXC4.8-3.7-35-65-P-NS-0\$CXC4.8-3.7-35-90-P-NS-0\$CXC4.8-3.7-35-135-P-NS- | CXC4.8-3.7-35-65-P-NS-0\$CXC4.8-3.7-35-90-P-NS-0\$CXC4.8- | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0522 | 冠状动脉和外周血管内导丝（商品名:XT-14）        | 378013\$378014                                                            | XT-14 195cm\$XT-14 300cm                                  | 爱尔兰 BRIVANT Ltd                            |      |
| WZ0523 | PTA球囊扩张导管（商品名:Sterling SL OTW） | H74939148201010\$H74939148201090\$H74939148201210\$H7493914               | H74939148201010\$H74939148201090\$H7493914                | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |

| 流水号    | 产品名称                        | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                              | 生产企业                                       | 挂网企业           |
|--------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| WZ0526 | 支持导管（商品名:TrailBlazer）       | SC-018-090\$SC-018-135\$SC-018-150                                                          | SC-018-090\$SC-018-135\$SC-018-150                                | 美国ev3 Inc.（ev3 公司）                         |                |
| WZ0527 | 支持导管（商品名:TrailBlazer）       | SC-035-065\$SC-035-090\$SC-035-135\$SC-035-150                                              | SC-035-065\$SC-035-090\$SC-035-135\$SC-035-150                    | 美国ev3 Inc.（ev3 公司）                         |                |
| WZ0528 | 具有ICE亲水涂层的导丝（商品名:Transend）  | M001468130\$M001468120\$M001468110\$M001468100\$M001468010                                  | 导丝外径:0.014", 长度:135cm\$导丝外径:0.014", 长                             | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |                |
| WZ0529 | 血管内导管（商品名:FasTracker 325）   | M0035503040                                                                                 | 长度:135cm, 外径:2.8F, 内径:0.024",                                     | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |                |
| WZ0530 | Flexima R0 引流导管             | M001272600\$M001272610\$M001272620\$M001272630\$M001272640\$M001272650\$M001272660\$M001272 | 导管外径（F）:8F;导管长度（cm）:35;\$导管外径（F）:10F;导管                           | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |                |
| WZ0531 | 胰腺支架引导系统                    | NW0A-8.5\$NW0A-10\$NW-8.5                                                                   | NW\$NW0A                                                          | 爱尔兰Cook Ireland Ltd.（库克爱尔兰公司）              |                |
| WZ0532 | 导丝（商品名:Thruway）（直径0.018' '） | M001492751\$M001492761\$M001492771\$M001492781\$M001492791\$M001492801\$M001492811\$M001492 | 长度:130cm, 外径:0.018", \$长度:190cm, 外径:0.018                         | 美国 Lake Region Medical                     |                |
| WZ0587 | 一次性使用穿刺针                    | SM-AN-18T70L\$SM-AN-18T70S\$SM-AN-18S70L\$SM-AN-18S70S\$SM-AN-19T50L\$SM-AN-                | SM-AN-18T70L\$SM-AN-18T70S\$SM-AN-18S70L\$SM-AN-                  | 深圳市听力医疗设备开发有限公司                            |                |
| WZ0596 | 无菌敷贴止血带                     | Z0406ZXD18\$Z0406ZXD22\$Z0406ZXD26\$Z0505ZXD18\$Z0505ZXD22\$Z0505ZXD26\$Z1010ZXD18\$Z1010ZX | Z0406ZXD18\$Z0406ZXD22\$Z0406ZXD26\$Z0505ZXD18\$Z0505ZXD22\$Z0505 | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司                        |                |
| WZ0602 | 一次性连抽式止血带                   | XC-1                                                                                        | XC-1                                                              | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司                             | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 |
| WZ0603 | 一次性连抽式止血带                   | XC-2                                                                                        | XC-2                                                              | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司                             | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 |
| WZ0604 | 一次性连抽式止血带                   | XC-3                                                                                        | XC-3                                                              | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司                             | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 |

| 流水号    | 产品名称         | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                                           | 生产企业                                    | 挂网企业 |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| WZ0645 | 一次性止血带（点连式）  | B2型                                                                                            | B2型                                                                                            | 南通美康医疗器械有限公司                            |      |
| WZ0646 | 一次性止血带（连抽条形） | B3型                                                                                            | B3型                                                                                            | 南通美康医疗器械有限公司                            |      |
| WZ0647 | 一次性止血带       | 大号                                                                                             | 单根条型:B1型                                                                                       | 南通美康医疗器械有限公司                            |      |
| WZ0648 | 一次性止血带       | 小号                                                                                             | 单根条型:B1型                                                                                       | 南通美康医疗器械有限公司                            |      |
| WZ0649 | 一次性止血带       | 中号                                                                                             | 单根条型:B1型                                                                                       | 南通美康医疗器械有限公司                            |      |
| WZ0650 | 单条卷一次性止血带    | YST-1                                                                                          | 单条卷一次性止血带                                                                                      | 启东市永圣乳胶制品厂                              |      |
| WZ0651 | 点连式一次性止血带    | YST-1                                                                                          | 点连式一次性止血带                                                                                      | 启东市永圣乳胶制品厂                              |      |
| WZ0652 | 连抽式一次性止血带    | YST-1                                                                                          | 连抽式一次性止血带                                                                                      | 启东市永圣乳胶制品厂                              |      |
| WZ0653 | 直条型一次性止血带    | YST-1                                                                                          | 直条型一次性止血带                                                                                      | 启东市永圣乳胶制品厂                              |      |
| WZ0678 | 一次性使用桡动脉止血器  | SM-TR-06                                                                                       | 18ml                                                                                           | 深圳市听力医疗设备开发有限公司                         |      |
| WZ0687 | 点连式一次性止血带    | 2.0*30\$2.0*35\$2.0*40\$2.0*45\$1.5*30\$1.5*35\$1.5*40\$1.5*45\$1.0*30\$1.0*35\$1.0*40\$1.0*45 | 2.0*30\$2.0*35\$2.0*40\$2.0*45\$1.5*30\$1.5*35\$1.5*40\$1.5*45\$1.0*30\$1.0*35\$1.0*40\$1.0*45 | 余姚市晨康医疗器械厂                              |      |
| WZ0706 | GT微导丝        | RG*GA1615FM\$RG*GA1615SM\$RG*GB1615FM\$RG*GB1615SM\$RG*GE1615FM\$RG*GE1615SM\$RG*GW1615FM\$    | 直径:0.016, 长度:150cm                                                                             | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社） |      |

| 流水号    | 产品名称             | 产品规格                                                                                     | 产品型号                                                            | 生产企业                                    | 挂网企业 |
|--------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| WZ0730 | 医疗专用压力计          | IBE-B00                                                                                  | 刻度容量为20ml;最大压力:350psi                                           | 韩国 IMEDICOM Co., Ltd                    |      |
| WZ0732 | TR-Band          | XX*RF06L                                                                                 | 加长型                                                             | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社） |      |
| WZ0733 | 穿刺针              | 12-002069\$12-004798\$12-004790\$12-004799\$12-004925\$12-002131\$12-                    | 12-002069\$12-004798\$12-004790\$12-004799\$12-004925\$12-      | 爱尔兰 ArcRoyal Ltd.                       |      |
| WZ0738 | 胸主动脉覆膜支架系统       | 28-M130095302285S\$28-M132095322285S\$28-M134100342385S\$28-                             | 直径:外径:22mm-46mm;其他描述:84mm-105mm直形 ;远端加长型                        | 美国Bolton Medical, Inc.                  |      |
| WZ0739 | 胸主动脉覆膜支架系统       | 28-M128155282285S\$28-M130155302285S\$28-M132155322385S\$28-                             | 直径:外径:22mm-46mm;其他描述:145mm-155mm, 直形                            | 美国Bolton Medical, Inc.                  |      |
| WZ0740 | 胸主动脉覆膜支架系统       | 28-M132200322385S\$28-M134200342485S\$28-M136190362485S\$28-                             | 直径:外径:22mm-46mm;其他描述:190mm-200mm, 直形                            | 美国Bolton Medical, Inc.                  |      |
| WZ0741 | 胸主动脉覆膜支架系统       | 28-M132155282385S\$28-M128155242285S\$28-M130155262285S\$28-                             | 直径:外径:22mm-46mm;其他描述:145mm-155mm, 渐细型                           | 美国Bolton Medical, Inc.                  |      |
| WZ0742 | 胸主动脉覆膜支架系统       | 28-M136190322485S\$28-M140195362585S\$28-M144200402585S\$28-                             | 直径:外径:22mm-46mm;其他描述:190mm-200mm, 渐细型                           | 美国Bolton Medical, Inc.                  |      |
| WZ0747 | 血管支架（商品名:Zilver） | ZIV5-80-4-2.0\$ZIV5-80-5-2.0\$ZIV5-80-6-2.0\$ZIV5-80-7-2.0\$ZIV5-80-4-3.0\$ZIV5-80-5-    | ZIV5-80-4-2.0\$ZIV5-80-5-2.0\$ZIV5-80-6-2.0\$ZIV5-80-7-         | 爱尔兰Cook Ireland Ltd.（库克爱尔兰公司）           |      |
| WZ0748 | 血管支架（商品名:Zilver） | ZIV6-80-5-2.0\$ZIV6-80-6-2.0\$ZIV6-80-7-2.0\$ZIV6-80-8-2.0\$ZIV6-80-5-3.0\$ZIV6-80-6-    | ZIV6-80-5-2.0\$ZIV6-80-6-2.0\$ZIV6-80-7-2.0\$ZIV6-80-8-         | 爱尔兰Cook Ireland Ltd.（库克爱尔兰公司）           |      |
| WZ0749 | 胸主动脉覆膜支架系统       | 28M322090222290S\$28M324090242290S\$28M326095262290S\$28M328095282290S\$28M330095302290S | 28M322090222290S\$28M324090242290S\$28M326095262290S\$28M328095 | 西班牙 Bolton Medical Espana, S.L.U.       |      |
| WZ0750 | 胸主动脉覆膜支架系统       | 28M322150222290S\$28M324150242290S\$28M326155262290S\$28M328155282290S\$28M330155302290S | 28M322150222290S\$28M324150242290S\$28M326155262290S\$28M328155 | 西班牙 Bolton Medical Espana, S.L.U.       |      |



| 流水号    | 产品名称                                                | 产品规格                                                                                                | 产品型号                                                                         | 生产企业                                           | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|
| WZ0775 | 血管内造影导管<br>Angiographic                             | RF*DG35008M\$RF*DG3500GM\$RF*D<br>G36008M\$RF*DG3600GM\$RF*DG950<br>07M\$RF*DG96007M\$RF*DGD5008WM  | RF*DG35008M\$RF*DG350<br>0GM\$RF*DG36008M\$RF*D<br>G3600GM\$RF*DG95007M\$    | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）                              |      |
| WZ0776 | 带有亲水涂层的可控导丝<br>（商品名:V-18 Control<br>Wire）（长度<200cm） | M001468480\$M001468500\$M00146<br>8560                                                              | M001468480\$M00146850<br>0\$M001468560                                       | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科<br>学公司） |      |
| WZ0778 | OneStep微穿刺鞘                                         | 497820\$497821\$497830\$497831\$<br>497840\$497841\$497857\$497858\$<br>497859                      | 497820\$497821\$497830<br>\$497831\$497840\$49784<br>1\$497857\$497858\$4978 | 美国Argon Medical Devices, Inc                   |      |
| WZ0779 | 穿刺针                                                 | 195312\$195318\$195330\$195352\$<br>195355                                                          | 195312\$195318\$195330<br>\$195352\$195355                                   | 美国Argon Medical Devices, Inc                   |      |
| WZ0780 | 超硬导丝（商品名:Archer）<br>-短                              | ARCSJ200W                                                                                           | ARCSJ200W                                                                    | 美国Medtronic Inc.                               |      |
| WZ0781 | 超硬导丝（商品名:Archer）<br>-长                              | ARCSJ260W\$ARCDJ260W                                                                                | ARCSJ260W\$ARCDJ260W                                                         | 美国Medtronic Inc.                               |      |
| WZ0782 | 颈动脉导引鞘<br>（Destination）                             | RSC01\$RSC02\$RSC03\$RSC04\$RSC0<br>5\$RSC06\$RSC07\$RSC08                                          | RSC01\$RSC02\$RSC03\$RS<br>C04\$RSC05\$RSC06\$RSC0<br>7\$RSC08               | 美国泰尔茂医疗有限公司                                    |      |
| WZ0783 | 超滑加硬导丝                                              | 76XX3035N-06                                                                                        | 76XX3035N-06                                                                 | 德国 Jotec GmbH                                  |      |
| WZ0788 | Glidecath                                           | RF*XB15108M\$RF*XB45108M\$RF*X<br>B4510GD\$RF*XB4510GM\$RF*XB551<br>08M\$RF*XB551GD\$RF*XB5510GM\$R | RF*XB15108M\$RF*XB451<br>08M\$RF*XB4510GD\$RF*X<br>B4510GM\$RF*XB55108M\$    | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テル<br>モ株式会社）    |      |
| WZ0789 | Glidecath                                           | RF*XG95107M\$RF*XG95110M                                                                            | RF*XG95107M\$RF*XG951<br>10M                                                 | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テル<br>モ株式会社）    |      |
| WZ0791 | Glidecath                                           | RF*ZB14108M\$RF*ZB54110D\$RF*Z<br>B54110M\$RF*ZC44110M\$RF*ZM741<br>10D\$RF*ZM74110M\$RF*ZV94110D\$ | RF*ZB14108M\$RF*ZB541<br>10D\$RF*ZB54110M\$RF*Z<br>C44110M\$RF*ZM74110D\$    | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テル<br>モ株式会社）    |      |
| WZ0792 | Glidecath                                           | RF*WA14110D\$RF*WA14110M\$RF*W<br>A24110D\$RF*WA24110M\$RF*WA341<br>10D\$RF*WA34110M\$RF*WB14110D\$ | RF*WA14110D\$RF*WA141<br>10M\$RF*WA24110D\$RF*W<br>A24110M\$RF*WA34110D\$    | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テル<br>モ株式会社）    |      |

| 流水号    | 产品名称           | 产品规格                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 产品型号                                                                                          | 生产企业                                                               | 挂网企业 |
|--------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| WZ0793 | Glidecath      | RF*ZG94110KM\$RF*ZG94107KM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RF*ZG94110KM\$RF*ZG94107KM                                                                    | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）                            |      |
| WZ0796 | 导丝（商品名:Biwire） | BW-025150\$BWS-025150\$BW-035150\$BWS-035150\$BW-038150\$BWS-038150                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BW-025150\$BWS-025150\$BW-035150\$BWS-035150\$BWS-                                            | 美国Cook Urological Incorporated（美国库克泌尿外科公司）                         |      |
| WZ0797 | 导丝             | 735413\$735496\$738496\$635413\$635497\$638413\$638413-S1\$638453\$638455\$638497\$6388                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 735413\$735496\$738496\$635413\$635497\$638413\$638413-3\$638413-                             | 美国Cook Urological Incorporated（美国库克泌尿外科公司）                         |      |
| WZ0798 | 血管覆膜支架         | FVM12100\$FVM12120\$FVM14100\$FVM14120\$FVL12100\$FVL12120\$FVL14100\$FVL14120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FVM12100\$FVM12120\$FVM14100\$FVM14120\$FVL12100\$FVL12120\$FVL1412100\$FVL12120\$FVL141      | 德国Angiomed GmbH & Co.Medizintechnik KG.Subsidiary of C.R.Bard, Inc |      |
| WZ0799 | 血管覆膜支架         | FVM05100\$FVM05120\$FVM06100\$FVM06120\$FVM07100\$FVM07120\$FVM08100\$FVM08120\$FVM09100\$FVM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FVM05100\$FVM05120\$FVM06100\$FVM06120\$FVM07100\$FVM07120\$FVM08100\$FVM08120\$FVM09100\$FVM | 德国Angiomed GmbH & Co.Medizintechnik KG.Subsidiary of C.R.Bard, Inc |      |
| WZ0802 | 腹主动脉瘤支架系统      | TFFB-22-82-ZT\$TFFB-22-96-ZT\$TFFB-22-111-ZT\$TFFB-22-125-ZT\$TFFB-22-140-ZT\$TFFB-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TFFB-22-82-ZT\$TFFB-22-96-ZT\$TFFB-22-111-ZT\$TFFB-22-125-ZT\$TFFB-22-140-ZT\$TFFB-           | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                                        |      |
| WZ0803 | 腹主动脉瘤支架系统      | TFLE-8-37-ZT\$TFLE-8-54-ZT\$TFLE-8-71-ZT\$TFLE-8-88-ZT\$TFLE-8-105-ZT\$TFLE-8-122-ZT\$TFLE-8-140-ZT\$TFLE-8-155-ZT\$TFLE-8-170-ZT\$TFLE-8-185-ZT\$TFLE-8-200-ZT\$TFLE-8-215-ZT\$TFLE-8-230-ZT\$TFLE-8-245-ZT\$TFLE-8-260-ZT\$TFLE-8-275-ZT\$TFLE-8-290-ZT\$TFLE-8-305-ZT\$TFLE-8-320-ZT\$TFLE-8-335-ZT\$TFLE-8-350-ZT\$TFLE-8-365-ZT\$TFLE-8-380-ZT\$TFLE-8-395-ZT\$TFLE-8-410-ZT\$TFLE-8-425-ZT\$TFLE-8-440-ZT\$TFLE-8-455-ZT\$TFLE-8-470-ZT\$TFLE-8-485-ZT\$TFLE-8-500-ZT\$TFLE-8-515-ZT\$TFLE-8-530-ZT\$TFLE-8-545-ZT\$TFLE-8-560-ZT\$TFLE-8-575-ZT\$TFLE-8-590-ZT\$TFLE-8-605-ZT\$TFLE-8-620-ZT\$TFLE-8-635-ZT\$TFLE-8-650-ZT\$TFLE-8-665-ZT\$TFLE-8-680-ZT\$TFLE-8-695-ZT\$TFLE-8-710-ZT\$TFLE-8-725-ZT\$TFLE-8-740-ZT\$TFLE-8-755-ZT\$TFLE-8-770-ZT\$TFLE-8-785-ZT\$TFLE-8-800-ZT\$TFLE-8-815-ZT\$TFLE-8-830-ZT\$TFLE-8-845-ZT\$TFLE-8-860-ZT\$TFLE-8-875-ZT\$TFLE-8-890-ZT\$TFLE-8-905-ZT\$TFLE-8-920-ZT\$TFLE-8-935-ZT\$TFLE-8-950-ZT\$TFLE-8-965-ZT\$TFLE-8-980-ZT\$TFLE-8-995-ZT\$TFLE-9-010-ZT\$TFLE-9-025-ZT\$TFLE-9-040-ZT\$TFLE-9-055-ZT\$TFLE-9-070-ZT\$TFLE-9-085-ZT\$TFLE-9-100-ZT\$TFLE-9-115-ZT\$TFLE-9-130-ZT\$TFLE-9-145-ZT\$TFLE-9-160-ZT\$TFLE-9-175-ZT\$TFLE-9-190-ZT\$TFLE-9-205-ZT\$TFLE-9-220-ZT\$TFLE-9-235-ZT\$TFLE-9-250-ZT\$TFLE-9-265-ZT\$TFLE-9-280-ZT\$TFLE-9-295-ZT\$TFLE-9-310-ZT\$TFLE-9-325-ZT\$TFLE-9-340-ZT\$TFLE-9-355-ZT\$TFLE-9-370-ZT\$TFLE-9-385-ZT\$TFLE-9-400-ZT\$TFLE-9-415-ZT\$TFLE-9-430-ZT\$TFLE-9-445-ZT\$TFLE-9-460-ZT\$TFLE-9-475-ZT\$TFLE-9-490-ZT\$TFLE-9-505-ZT\$TFLE-9-520-ZT\$TFLE-9-535-ZT\$TFLE-9-550-ZT\$TFLE-9-565-ZT\$TFLE-9-580-ZT\$TFLE-9-595-ZT\$TFLE-9-610-ZT\$TFLE-9-625-ZT\$TFLE-9-640-ZT\$TFLE-9-655-ZT\$TFLE-9-670-ZT\$TFLE-9-685-ZT\$TFLE-9-700-ZT\$TFLE-9-715-ZT\$TFLE-9-730-ZT\$TFLE-9-745-ZT\$TFLE-9-760-ZT\$TFLE-9-775-ZT\$TFLE-9-790-ZT\$TFLE-9-805-ZT\$TFLE-9-820-ZT\$TFLE-9-835-ZT\$TFLE-9-850-ZT\$TFLE-9-865-ZT\$TFLE-9-880-ZT\$TFLE-9-895-ZT\$TFLE-9-910-ZT\$TFLE-9-925-ZT\$TFLE-9-940-ZT\$TFLE-9-955-ZT\$TFLE-9-970-ZT\$TFLE-9-985-ZT\$TFLE-10-000-ZT\$TFLE-10-015-ZT\$TFLE-10-030-ZT\$TFLE-10-045-ZT\$TFLE-10-060-ZT\$TFLE-10-075-ZT\$TFLE-10-090-ZT\$TFLE-10-105-ZT\$TFLE-10-120-ZT\$TFLE-10-135-ZT\$TFLE-10-150-ZT\$TFLE-10-165-ZT\$TFLE-10-180-ZT\$TFLE-10-195-ZT\$TFLE-10-210-ZT\$TFLE-10-225-ZT\$TFLE-10-240-ZT\$TFLE-10-255-ZT\$TFLE-10-270-ZT\$TFLE-10-285-ZT\$TFLE-10-300-ZT\$TFLE-10-315-ZT\$TFLE-10-330-ZT\$TFLE-10-345-ZT\$TFLE-10-360-ZT\$TFLE-10-375-ZT\$TFLE-10-390-ZT\$TFLE-10-405-ZT\$TFLE-10-420-ZT\$TFLE-10-435-ZT\$TFLE-10-450-ZT\$TFLE-10-465-ZT\$TFLE-10-480-ZT\$TFLE-10-495-ZT\$TFLE-10-510-ZT\$TFLE-10-525-ZT\$TFLE-10-540-ZT\$TFLE-10-555-ZT\$TFLE-10-570-ZT\$TFLE-10-585-ZT\$TFLE-10-600-ZT\$TFLE-10-615-ZT\$TFLE-10-630-ZT\$TFLE-10-645-ZT\$TFLE-10-660-ZT\$TFLE-10-675-ZT\$TFLE-10-690-ZT\$TFLE-10-705-ZT\$TFLE-10-720-ZT\$TFLE-10-735-ZT\$TFLE-10-750-ZT\$TFLE-10-765-ZT\$TFLE-10-780-ZT\$TFLE-10-795-ZT\$TFLE-10-810-ZT\$TFLE-10-825-ZT\$TFLE-10-840-ZT\$TFLE-10-855-ZT\$TFLE-10-870-ZT\$TFLE-10-885-ZT\$TFLE-10-900-ZT\$TFLE-10-915-ZT\$TFLE-10-930-ZT\$TFLE-10-945-ZT\$TFLE-10-960-ZT\$TFLE-10-975-ZT\$TFLE-10-990-ZT\$TFLE-11-000-ZT\$TFLE-11-015-ZT\$TFLE-11-030-ZT\$TFLE-11-045-ZT\$TFLE-11-060-ZT\$TFLE-11-075-ZT\$TFLE-11-090-ZT\$TFLE-11-105-ZT\$TFLE-11-120-ZT\$TFLE-11-135-ZT\$TFLE-11-150-ZT\$TFLE-11-165-ZT\$TFLE-11-180-ZT\$TFLE-11-195-ZT\$TFLE-11-210-ZT\$TFLE-11-225-ZT\$TFLE-11-240-ZT\$TFLE-11-255-ZT\$TFLE-11-270-ZT\$TFLE-11-285-ZT\$TFLE-11-300-ZT\$TFLE-11-315-ZT\$TFLE-11-330-ZT\$TFLE-11-345-ZT\$TFLE-11-360-ZT\$TFLE-11-375-ZT\$TFLE-11-390-ZT\$TFLE-11-405-ZT\$TFLE-11-420-ZT\$TFLE-11-435-ZT\$TFLE-11-450-ZT\$TFLE-11-465-ZT\$TFLE-11-480-ZT\$TFLE-11-495-ZT\$TFLE-11-510-ZT\$TFLE-11-525-ZT\$TFLE-11-540-ZT\$TFLE-11-555-ZT\$TFLE-11-570-ZT\$TFLE-11-585-ZT\$TFLE-11-600-ZT\$TFLE-11-615-ZT\$TFLE-11-630-ZT\$TFLE-11-645-ZT\$TFLE-11-660-ZT\$TFLE-11-675-ZT\$TFLE-11-690-ZT\$TFLE-11-705-ZT\$TFLE-11-720-ZT\$TFLE-11-735-ZT\$TFLE-11-750-ZT\$TFLE-11-765-ZT\$TFLE-11-780-ZT\$TFLE-11-795-ZT\$TFLE-11-810-ZT\$TFLE-11-825-ZT\$TFLE-11-840-ZT\$TFLE-11-855-ZT\$TFLE-11-870-ZT\$TFLE-11-885-ZT\$TFLE-11-900-ZT\$TFLE-11-915-ZT\$TFLE-11-930-ZT\$TFLE-11-945-ZT\$TFLE-11-960-ZT\$TFLE-11-975-ZT\$TFLE-11-990-ZT\$TFLE-12-000-ZT\$TFLE-12-015-ZT\$TFLE-12-030-ZT\$TFLE-12-045-ZT\$TFLE-12-060-ZT\$TFLE-12-075-ZT\$TFLE-12-090-ZT\$TFLE-12-105-ZT\$TFLE-12-120-ZT\$TFLE-12-135-ZT\$TFLE-12-150-ZT\$TFLE-12-165-ZT\$TFLE-12-180-ZT\$TFLE-12-195-ZT\$TFLE-12-210-ZT\$TFLE-12-225-ZT\$TFLE-12-240-ZT\$TFLE-12-255-ZT\$TFLE-12-270-ZT\$TFLE-12-285-ZT\$TFLE-12-300-ZT\$TFLE-12-315-ZT\$TFLE-12-330-ZT\$TFLE-12-345-ZT\$TFLE-12-360-ZT\$TFLE-12-375-ZT\$TFLE-12-390-ZT\$TFLE-12-405-ZT\$TFLE-12-420-ZT\$TFLE-12-435-ZT\$TFLE-12-450-ZT\$TFLE-12-465-ZT\$TFLE-12-480-ZT\$TFLE-12-495-ZT\$TFLE-12-510-ZT\$TFLE-12-525-ZT\$TFLE-12-540-ZT\$TFLE-12-555-ZT\$TFLE-12-570-ZT\$TFLE-12-585-ZT\$TFLE-12-600-ZT\$TFLE-12-615-ZT\$TFLE-12-630-ZT\$TFLE-12-645-ZT\$TFLE-12-660-ZT\$TFLE-12-675-ZT\$TFLE-12-690-ZT\$TFLE-12-705-ZT\$TFLE-12-720-ZT\$TFLE-12-735-ZT\$TFLE-12-750-ZT\$TFLE-12-765-ZT\$TFLE-12-780-ZT\$TFLE-12-795-ZT\$TFLE-12-810-ZT\$TFLE-12-825-ZT\$TFLE-12-840-ZT\$TFLE-12-855-ZT\$TFLE-12-870-ZT\$TFLE-12-885-ZT\$TFLE-12-900-ZT\$TFLE-12-915-ZT\$TFLE-12-930-ZT\$TFLE-12-945-ZT\$TFLE-12-960-ZT\$TFLE-12-975-ZT\$TFLE-12-990-ZT\$TFLE-13-000-ZT\$TFLE-13-015-ZT\$TFLE-13-030-ZT\$TFLE-13-045-ZT\$TFLE-13-060-ZT\$TFLE-13-075-ZT\$TFLE-13-090-ZT\$TFLE-13-105-ZT\$TFLE-13-120-ZT\$TFLE-13-135-ZT\$TFLE-13-150-ZT\$TFLE-13-165-ZT\$TFLE-13-180-ZT\$TFLE-13-195-ZT\$TFLE-13-210-ZT\$TFLE-13-225-ZT\$TFLE-13-240-ZT\$TFLE-13-255-ZT\$TFLE-13-270-ZT\$TFLE-13-285-ZT\$TFLE-13-300-ZT\$TFLE-13-315-ZT\$TFLE-13-330-ZT\$TFLE-13-345-ZT\$TFLE-13-360-ZT\$TFLE-13-375-ZT\$TFLE-13-390-ZT\$TFLE-13-405-ZT\$TFLE-13-420-ZT\$TFLE-13-435-ZT\$TFLE-13-450-ZT\$TFLE-13-465-ZT\$TFLE-13-480-ZT\$TFLE-13-495-ZT\$TFLE-13-510-ZT\$TFLE-13-525-ZT\$TFLE-13-540-ZT\$TFLE-13-555-ZT\$TFLE-13-570-ZT\$TFLE-13-585-ZT\$TFLE-13-600-ZT\$TFLE-13-615-ZT\$TFLE-13-630-ZT\$TFLE-13-645-ZT\$TFLE-13-660-ZT\$TFLE-13-675-ZT\$TFLE-13-690-ZT\$TFLE-13-705-ZT\$TFLE-13-720-ZT\$TFLE-13-735-ZT\$TFLE-13-750-ZT\$TFLE-13-765-ZT\$TFLE-13-780-ZT\$TFLE-13-795-ZT\$TFLE-13-810-ZT\$TFLE-13-825-ZT\$TFLE-13-840-ZT\$TFLE-13-855-ZT\$TFLE-13-870-ZT\$TFLE-13-885-ZT\$TFLE-13-900-ZT\$TFLE-13-915-ZT\$TFLE-13-930-ZT\$TFLE-13-945-ZT\$TFLE-13-960-ZT\$TFLE-13-975-ZT\$TFLE-13-990-ZT\$TFLE-14-000-ZT\$TFLE-14-015-ZT\$TFLE-14-030-ZT\$TFLE-14-045-ZT\$TFLE-14-060-ZT\$TFLE-14-075-ZT\$TFLE-14-090-ZT\$TFLE-14-105-ZT\$TFLE-14-120-ZT\$TFLE-14-135-ZT\$TFLE-14-150-ZT\$TFLE-14-165-ZT\$TFLE-14-180-ZT\$TFLE-14-195-ZT\$TFLE-14-210-ZT\$TFLE-14-225-ZT\$TFLE-14-240-ZT\$TFLE-14-255-ZT\$TFLE-14-270-ZT\$TFLE-14-285-ZT\$TFLE-14-300-ZT\$TFLE-14-315-ZT\$TFLE-14-330-ZT\$TFLE-14-345-ZT\$TFLE-14-360-ZT\$TFLE-14-375-ZT\$TFLE-14-390-ZT\$TFLE-14-405-ZT\$TFLE-14-420-ZT\$TFLE-14-435-ZT\$TFLE-14-450-ZT\$TFLE-14-465-ZT\$TFLE-14-480-ZT\$TFLE-14-495-ZT\$TFLE-14-510-ZT\$TFLE-14-525-ZT\$TFLE-14-540-ZT\$TFLE-14-555-ZT\$TFLE-14-570-ZT\$TFLE-14-585-ZT\$TFLE-14-600-ZT\$TFLE-14-615-ZT\$TFLE-14-630-ZT\$TFLE-14-645-ZT\$TFLE-14-660-ZT\$TFLE-14-675-ZT\$TFLE-14-690-ZT\$TFLE-14-705-ZT\$TFLE-14-720-ZT\$TFLE-14-735-ZT\$TFLE-14-750-ZT\$TFLE-14-765-ZT\$TFLE-14-780-ZT\$TFLE-14-795-ZT\$TFLE-14-810-ZT\$TFLE-14-825-ZT\$TFLE-14-840-ZT\$TFLE-14-855-ZT\$TFLE-14-870-ZT\$TFLE-14-885-ZT\$TFLE-14-900-ZT\$TFLE-14-915-ZT\$TFLE-14-930-ZT\$TFLE-14-945-ZT\$TFLE-14-960-ZT\$TFLE-14-975-ZT\$TFLE-14-990-ZT\$TFLE-15-000-ZT\$TFLE-15-015-ZT\$TFLE-15-030-ZT\$TFLE-15-045-ZT\$TFLE-15-060-ZT\$TFLE-15-075-ZT\$TFLE-15-090-ZT\$TFLE-15-105-ZT\$TFLE-15-120-ZT\$TFLE-15-135-ZT\$TFLE-15-150-ZT\$TFLE-15-165-ZT\$TFLE-15-180-ZT\$TFLE-15-195-ZT\$TFLE-15-210-ZT\$TFLE-15-225-ZT\$TFLE-15-240-ZT\$TFLE-15-255-ZT\$TFLE-15-270-ZT\$TFLE-15-285-ZT\$TFLE-15-300-ZT\$TFLE-15-315-ZT\$TFLE-15-330-ZT\$TFLE-15-345-ZT\$TFLE-15-360-ZT\$TFLE-15-375-ZT\$TFLE-15-390-ZT\$TFLE-15-405-ZT\$TFLE-15-420-ZT\$TFLE-15-435-ZT\$TFLE-15-450-ZT\$TFLE-15-465-ZT\$TFLE-15-480-ZT\$TFLE-15-495-ZT\$TFLE-15-510-ZT\$TFLE-15-525-ZT\$TFLE-15-540-ZT\$TFLE-15-555-ZT\$TFLE-15-570-ZT\$TFLE-15-585-ZT\$TFLE-15-600-ZT\$TFLE-15-615-ZT\$TFLE-15-630-ZT\$TFLE-15-645-ZT\$TFLE-15-660-ZT\$TFLE-15-675-ZT\$TFLE-15-690-ZT\$TFLE-15-705-ZT\$TFLE-15-720-ZT\$TFLE-15-735-ZT\$TFLE-15-750-ZT\$TFLE-15-765-ZT\$TFLE-15-780-ZT\$TFLE-15-795-ZT\$TFLE-15-810-ZT\$TFLE-15-825-ZT\$TFLE-15-840-ZT\$TFLE-15-855-ZT\$TFLE-15-870-ZT\$TFLE-15-885-ZT\$TFLE-15-900-ZT\$TFLE-15-915-ZT\$TFLE-15-930-ZT\$TFLE-15-945-ZT\$TFLE-15-960-ZT\$TFLE-15-975-ZT\$TFLE-15-990-ZT\$TFLE-16-000-ZT\$TFLE-16-015-ZT\$TFLE-16-030-ZT\$TFLE-16-045-ZT\$TFLE-16-060-ZT\$TFLE-16-075-ZT\$TFLE-16-090-ZT\$TFLE-16-105-ZT\$TFLE-16-120-ZT\$TFLE-16-135-ZT\$TFLE-16-150-ZT\$TFLE-16-165-ZT\$TFLE-16-180-ZT\$TFLE-16-195-ZT\$TFLE-16-210-ZT\$TFLE-16-225-ZT\$TFLE-16-240-ZT\$TFLE-16-255-ZT\$TFLE-16-270-ZT\$TFLE-16-285-ZT\$TFLE-16-300-ZT\$TFLE-16-315-ZT\$TFLE-16-330-ZT\$TFLE-16-345-ZT\$TFLE-16-360-ZT\$TFLE-16-375-ZT\$TFLE-16-390-ZT\$TFLE-16-405-ZT\$TFLE-16-420-ZT\$TFLE-16-435-ZT\$TFLE-16-450-ZT\$TFLE-16-465-ZT\$TFLE-16-480-ZT\$TFLE-16-495-ZT\$TFLE-16-510-ZT\$TFLE-16-525-ZT\$TFLE-16-540-ZT\$TFLE-16-555-ZT\$TFLE-16-570-ZT\$TFLE-16-585-ZT\$TFLE-16-600-ZT\$TFLE-16-615-ZT\$TFLE-16-630-ZT\$TFLE-16-645-ZT\$TFLE-16-660-ZT\$TFLE-16-675-ZT\$TFLE-16-690-ZT\$TFLE-16-705-ZT\$TFLE-16-720-ZT\$TFLE-16-735-ZT\$TFLE-16-750-ZT\$TFLE-16-765-ZT\$TFLE-16-780-ZT\$TFLE-16-795-ZT\$TFLE-16-810-ZT\$TFLE-16-825-ZT\$TFLE-16-840-ZT\$TFLE-16-855-ZT\$TFLE-16-870-ZT\$TFLE-16-885-ZT\$TFLE-16-900-ZT\$TFLE-16-915-ZT\$TFLE-16-930-ZT\$TFLE-16-945-ZT\$TFLE-16-960-ZT\$TFLE-16-975-ZT\$TFLE-16-990-ZT\$TFLE-17-000-ZT\$TFLE-17-015-ZT\$TFLE-17-030-ZT\$TFLE-17-045-ZT\$TFLE-17-060-ZT\$TFLE-17-075-ZT\$TFLE-17-090-ZT\$TFLE-17-105-ZT\$TFLE-17-120-ZT\$TFLE-17-135-ZT\$TFLE-17-150-ZT\$TFLE-17-165-ZT\$TFLE-17-180-ZT\$TFLE-17-195-ZT\$TFLE-17-210-ZT\$TFLE-17-225-ZT\$TFLE-17-240-ZT\$TFLE-17-255-ZT\$TFLE-17-270-ZT\$TFLE-17-285-ZT\$TFLE-17-300-ZT\$TFLE-17-315-ZT\$TFLE-17-330-ZT\$TFLE-17-345-ZT\$TFLE-17-360-ZT\$TFLE-17-375-ZT\$TFLE-17-390-ZT\$TFLE-17-405-ZT\$TFLE-17-420-ZT\$TFLE-17-435-ZT\$TFLE-17-450-ZT\$TFLE-17-465-ZT\$TFLE-17-480-ZT\$TFLE-17-495-ZT\$TFLE-17-510-ZT\$TFLE-17-525-ZT\$TFLE-17-540-ZT\$TFLE-17-555-ZT\$TFLE-17-570-ZT\$TFLE-17-585-ZT\$TFLE-17-600-ZT\$TFLE-17-615-ZT\$TFLE-17-630-ZT\$TFLE-17-645-ZT\$TFLE-17-660-ZT\$TFLE-17-675-ZT\$TFLE-17-690-ZT\$TFLE-17-705-ZT\$TFLE-17-720-ZT\$TFLE-17-735-ZT\$TFLE-17-750-ZT\$TFLE-17-765-ZT\$TFLE-17-780-ZT\$TFLE-17-795-ZT\$TFLE-17-810-ZT\$TFLE-17-825-ZT\$TFLE-17-840-ZT\$TFLE-17-855-ZT\$TFLE-17-870-ZT\$TFLE-17-885-ZT\$TFLE-17-900-ZT\$TFLE-17-915-ZT\$TFLE-17-930-ZT\$TFLE-17-945-ZT\$TFLE-17-960-ZT\$TFLE-17-975-ZT\$TFLE-17-990-ZT\$TFLE-18-000-ZT\$TFLE-18-015-ZT\$TFLE-18-030-ZT\$TFLE-18-045-ZT\$TFLE-18-060-ZT\$TFLE-18-075-ZT\$TFLE-18-090-ZT\$TFLE-18-105-ZT\$TFLE-18-120-ZT\$TFLE-18-135-ZT\$TFLE-18-150-ZT\$TFLE-18-165-ZT\$TFLE-18-180-ZT\$TFLE-18-195-ZT\$TFLE-18-210-ZT\$TFLE-18-225-ZT\$TFLE-18-240-ZT\$TFLE-18-255-ZT\$TFLE-18-270-ZT\$TFLE-18-285-ZT\$TFLE-18-300-ZT\$TFLE-18-315-ZT\$TFLE-18-330-ZT\$TFLE-18-345-ZT\$TFLE-18-360-ZT\$TFLE-18-375-ZT\$TFLE-18-390-ZT\$TFLE-18-405-ZT\$TFLE-18-420-ZT\$TFLE-18-435-ZT\$TFLE-18-450-ZT\$TFLE-18-465-ZT\$TFLE-18-480-ZT\$TFLE-18-495-ZT\$TFLE-18-510-ZT\$TFLE-18-525-ZT\$TFLE-18-540-ZT\$TFLE-18-555-ZT\$TFLE-18-570-ZT\$TFLE-18-585-ZT\$TFLE-18-600-ZT\$TFLE-18-615-ZT\$TFLE-18-630-ZT\$TFLE-18-645-ZT\$TFLE-18-660-ZT\$TFLE-18-675-ZT\$TFLE-18-690-ZT\$TFLE-18-705-ZT\$TFLE-18-720-ZT\$TFLE-18-735-ZT\$TFLE-18-750-ZT\$TFLE-18-765-ZT\$TFLE-18-780-ZT\$TFLE-18-795-ZT\$TFLE-18-810-ZT\$TFLE-18-825-ZT\$TFLE-18-840-ZT\$TFLE-18-855-ZT\$TFLE-18-870-ZT\$TFLE-18-885-ZT\$TFLE-18-900-ZT\$TFLE-18-915-ZT\$TFLE-18-930-ZT\$TFLE-18-945-ZT\$TFLE-18-960-ZT\$TFLE-18-975-ZT\$TFLE-18-990-ZT\$TFLE-19-000-ZT\$TFLE-19-015-ZT\$TFLE-19-030-ZT\$TFLE-19-045-ZT\$TFLE-19-060-ZT\$TFLE-19-075-ZT\$TFLE-19-090-ZT\$TFLE-19-105-ZT\$TFLE-19-120-ZT\$TFLE-19-135-ZT\$TFLE-19-150-ZT\$TFLE-19-165-ZT\$TFLE-19-180-ZT\$TFLE-19-195-ZT\$TFLE-19-210-ZT\$TFLE-19-225-ZT\$TFLE-19-240-ZT\$TFLE-19-255-ZT\$TFLE-19-270-ZT\$TFLE-19-285-ZT\$TFLE-19-300-ZT\$TFLE-19-315-ZT\$TFLE-19-330-ZT\$TFLE-19-345-ZT\$TFLE-19-360-ZT\$TFLE-19-375-ZT\$TFLE-19-390-ZT\$TFLE-19-405-ZT\$TFLE-19-420-ZT\$TFLE-19-435-ZT\$TFLE-19-450-ZT\$TFLE-19-465-ZT\$TFLE-19-480-ZT\$TFLE-19-495-ZT\$TFLE-19-510-ZT\$TFLE-19-525-ZT\$TFLE-19-540-ZT\$TFLE-19-555-ZT\$TFLE-19-570-ZT\$TFLE-19-585-ZT\$TFLE-19-600-ZT\$TFLE-19-615-ZT\$TFLE-19-630-ZT\$TFLE-19-645-ZT\$TFLE-19-660-ZT\$TFLE-19-675-ZT\$TFLE-19-690-ZT\$TFLE-19-705-ZT\$TFLE-19-720-ZT\$TFLE-19-735-ZT\$TFLE-19-750-ZT\$TFLE-19-765-ZT\$TFLE-19-780-ZT\$TFLE-19-795-ZT\$TFLE-19-810-ZT\$TFLE-19-825-ZT\$TFLE-19-840-ZT\$TFLE-19-855-ZT\$TFLE-19-870-ZT\$TFLE-19-885-ZT\$TFLE-19-900-ZT\$TFLE-19-915-ZT\$TFLE-19-930-ZT\$TFLE-19-945-ZT\$TFLE-19-960-ZT\$TFLE-19-975-ZT\$TFLE-19-990-ZT\$TFLE-20-000-ZT\$TFLE-20-015-ZT\$TFLE-20-030-ZT\$TFLE-20-045-ZT\$TFLE-20-060-ZT\$TFLE-20-075-ZT\$TFLE-20-090-ZT\$TFLE-20-105-ZT\$TFLE-20-120-ZT\$TFLE-20-135-ZT\$TFLE-20-150-ZT\$TFLE-20-165-ZT\$TFLE-20-180-ZT\$TFLE-20-195-ZT\$TFLE-20-210-ZT\$TFLE-20-225-ZT\$TFLE-20-240-ZT\$TFLE-20-255-ZT\$TFLE-20-270-ZT\$TFLE-20-285-ZT\$TFLE-20-300-ZT\$TFLE-20-315-ZT\$TFLE-20-330-ZT\$TFLE-20-345-ZT\$TFLE-20-360-ZT\$TFLE-20-375-ZT\$TFLE-20-390-ZT\$TFLE-20-405-ZT\$TFLE-20-420-ZT\$TFLE-20-435-ZT\$TFLE-20-450-ZT\$TFLE-20-465-ZT\$TFLE-20-480-ZT\$TFLE-20-495-ZT\$TFLE-20-510-ZT\$TFLE-20-525-ZT\$TFLE-20-540-ZT\$TFLE-20-555-ZT\$TFLE-20-570-ZT\$TFLE-20-585-ZT\$TFLE-20-600-ZT\$TFLE-20-615-ZT\$TFLE-20-630-ZT\$TFLE-20-645-ZT\$TFLE-20-660-ZT\$TFLE-20-675-ZT\$TFLE-20-690-ZT\$TFLE-20-705-ZT\$TFLE-20-720-ZT\$TFLE-20-735-ZT\$TFLE-20-750-ZT\$TFLE-20-765-ZT\$TFLE-20-780-ZT\$TFLE-20-795-ZT\$TFLE-20-810-ZT\$TFLE-20-825-ZT\$TFLE-20-840-ZT\$TFLE-20-855-ZT\$TFLE-20-870-ZT\$TFLE-20-885-ZT\$TFLE-20-900-ZT\$TFLE-20-915-ZT\$TFLE-20-930-ZT\$TFLE-20-945-ZT\$TFLE-20-960-ZT\$TFLE-20-975-ZT\$TFLE-20-990-ZT\$TFLE-21-000-ZT\$TFLE-21-015-ZT\$TFLE-21-030-ZT\$TFLE-21-045-ZT\$TFLE-21-060-ZT\$TFLE-21-075-ZT\$TFLE-21-090-ZT\$TFLE-21-105-ZT\$TFLE-21-120-ZT\$TFLE-21-135-ZT\$TFLE-21-150-ZT\$TFLE-21-165-ZT\$TFLE-21-180-ZT\$TFLE-21-195-ZT\$TFLE-21-210-ZT\$TFLE-21-225-ZT\$TFLE-21-240-ZT\$TFLE-21-255-ZT\$TFLE-21-270-ZT\$TFLE-21-285-ZT\$TFLE-21-300-ZT\$TFLE-21-315-ZT\$TFLE-21-330-ZT\$TFLE-21-345-ZT\$TFLE-21-360-ZT\$TFLE-21-375-ZT\$TFLE-21-390-ZT\$TFLE-21-405-ZT\$TFLE-21-420-ZT\$TFLE-21-435-ZT\$TFLE-21-450-ZT\$TFLE-21-465-ZT\$TFLE-21-480-ZT\$TFLE-21-495-ZT\$TFLE-21-510-ZT\$TFLE-21-525-ZT\$TFLE-21-540-ZT\$TFLE-21-555-ZT\$TFLE-21-570-ZT\$TFLE-21-585-ZT\$TFLE-21-600-ZT\$TFLE-21-615-ZT\$TFLE-21-630-ZT\$TFLE-21-645-ZT\$TFLE-21-660-ZT\$TFLE-21-675-ZT\$TFLE-21-690-ZT\$TFLE-21-705-ZT\$TFLE-21-720-ZT\$TFLE-21-735-ZT\$TFLE-21-750-ZT\$TFLE-21-765-ZT\$TFLE-21-780-ZT\$TFLE-21-795-ZT\$TFLE-21-810-ZT\$TFLE-21-825-ZT\$TFLE-21-840-ZT\$TFLE-21-855-ZT\$TFLE-21-870-ZT\$TFLE-21-885-ZT\$TFLE-21-900-ZT\$TFLE-21-915-ZT\$TFLE-21-930-ZT\$TFLE-21-945-ZT\$TFLE-21-960-ZT\$TFLE-21-975-ZT\$TFLE-21-990-ZT\$TFLE-22-000-ZT\$TFLE-22-015-ZT\$TFLE-22-030-ZT\$TFLE-22-045-ZT\$TFLE-22-060-ZT\$TFLE-22-075-ZT\$TFLE-22-090-ZT\$TFLE-22-105-ZT\$TFLE-22-120-ZT\$TFLE-22-135-ZT\$TFLE-22-150-ZT\$TFLE-22-165-ZT\$TFLE-22-180-ZT\$TFLE-22-195-ZT\$TFLE-22-210-ZT\$TFLE-22-225-ZT\$TFLE-2 |                                                                                               |                                                                    |      |



| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                                                                                 | 产品型号                                                                                        | 生产企业                                                                       | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| WZ0809 | 胸主动脉腔内覆膜支架                   | 70S02624S13-00\$70S02826S13-00\$70S03028S13-00\$70S03330S13-                                                         | 70S02624S13-00\$70S02826S13-00\$70S03028S13-                                                | 德国 Jotec GmbH                                                              |      |
| WZ0810 | 胸主动脉腔内覆膜支架                   | 70S02624S23-00\$70S02826S23-00\$70S03028S23-00\$70S03330S23-                                                         | 70S02624S23-00\$70S02826S23-00\$70S03028S23-                                                | 德国 Jotec GmbH                                                              |      |
| WZ0811 | 胸主动脉腔内覆膜支架                   | 70S02824S13-00\$70S03026S13-00\$70S03328S13-00\$70S03630S13-                                                         | 70S02824S13-00\$70S03026S13-00\$70S03328S13-                                                | 德国 Jotec GmbH                                                              |      |
| WZ0812 | 胸主动脉腔内覆膜支架                   | 70S02824S17-00\$70S03026S17-00\$70S03328S17-00\$70S03630S17-                                                         | 70S02824S17-00\$70S03026S17-00\$70S03328S17-                                                | 德国 Jotec GmbH                                                              |      |
| WZ0813 | 胸主动脉腔内覆膜支架                   | 70S02824S23-00\$70S03026S23-00\$70S03328S23-00\$70S03630S23-                                                         | 70S02824S23-00\$70S03026S23-00\$70S03328S23-                                                | 德国 Jotec GmbH                                                              |      |
| WZ0814 | 胸主动脉腔内覆膜支架                   | 70S03324S13-00\$70S03626S13-00\$70S03828S13-00\$70S04030S13-                                                         | 70S03324S13-00\$70S03626S13-00\$70S03828S13-                                                | 德国 Jotec GmbH                                                              |      |
| WZ0815 | 血管支架系统（商品名:Xpert）            | EX8L2003\$EX8L3003\$EX8L4003\$EX8L2004\$EX8L3004\$EX8L4004\$EX8L6004\$EX8L2005\$EX8L3005\$EX8L3004\$EX8L4004\$EX8L60 | EX8L2003\$EX8L3003\$EX8L4003\$EX8L2004\$EX8L3004\$EX8L4004\$EX8L60                          | 瑞士Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited Dublin, Beringen Branch |      |
| WZ0816 | 支架系统（商品名:Paramount Mini GPS） | PMB4-05-14-80\$PMB4-05-18-80\$PMB-4-05-21-80\$PMB4-06-14-80\$PMB4-06-18-80\$PMB4-06-                                 | 无                                                                                           | 美国ev3 Inc.（ev3 公司）                                                         |      |
| WZ0818 | 导丝（商品名:Thruway）（直径0.014' '）  | M001492871\$M001492881\$M001492891\$M001492901\$M001492911\$M001492921\$M001492931\$M001492                          | M001492871\$M001492881\$M001492891\$M001492891\$M001492891\$M001492901\$M001492911\$M001492 | 美国 Lake Region Medical                                                     |      |
| WZ0819 | 外周血管球囊扩张导管（商品名:Armada 35）LL  | B1040-150\$B1050-150\$B1060-150\$B1070-150\$B1040-200\$B1050-200\$B1060-                                             | B1040-150\$B1050-150\$B1060-150\$B1070-150\$B1040-200\$B1050-                               | 瑞士Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited Dublin, Beringen Branch |      |
| WZ0820 | 外周血管球囊扩张导管（商品名:Armada 35）WH  | B1030-020\$B1040-020\$B1050-020\$B1060-020\$B1070-020\$B1030-040\$B1040-                                             | B1030-020\$B1040-020\$B1050-020\$B1060-020\$B1070-020\$B1030-                               | 瑞士Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited Dublin, Beringen Branch |      |
| WZ0821 | Progreat                     | MC-PA2013\$MC-PC2011\$MC-PC2013\$MC-PC2015\$MC-PV2013\$MC-PV2015\$MC-                                                | MC-PA2013\$MC-PC2011\$MC-PC2013\$MC-PC2015\$MC-PV2013\$MC-                                  | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）                                    |      |

| 流水号    | 产品名称                      | 产品规格                                                                                           | 产品型号                                                                                           | 生产企业                                                                       | 挂网企业 |
|--------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|
| WZ0822 | Progreat                  | MC-CC20\$MC-CC21\$MC-CC22\$MC-CC23\$MC-CC24\$MC-CC25                                           | MC-CC20\$MC-CC21\$MC-CC22\$MC-CC23\$MC-CC24\$MC-CC25                                           | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）                                    |      |
| WZ0823 | Progreat                  | MC-PC2410\$MC-PC2411\$MC-PC2413\$MC-PC2413Y\$MC-PC2415\$MC-PW2413                              | MC-PC2410\$MC-PC2411\$MC-PC2413\$MC-PC2413Y\$MC-PC2413Y\$MC-                                   | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）                                    |      |
| WZ0824 | Progreat                  | MC-PC2710\$MC-PC2711\$MC-PC2713\$MC-PC2713Y\$MC-PC2715                                         | MC-PC2710\$MC-PC2711\$MC-PC2713\$MC-PC2713Y\$MC-PC2715                                         | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）                                    |      |
| WZ0825 | Progreat                  | MC-PP2710C\$MC-PP27105\$MC-PP27107\$MC-PP27101\$MC-PP2711C\$MC-PP27115\$MC-                    | MC-PP2710C\$MC-PP27105\$MC-PP27107\$MC-PP27107\$MC-                                            | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）                                    |      |
| WZ0826 | Progreat                  | MC-PC2810\$MC-PC2813                                                                           | MC-PC2810\$MC-PC2813                                                                           | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）                                    |      |
| WZ0827 | Progreat                  | MC-PP28105\$MC-PP28101\$MC-PP28115\$MC-PP28111\$MC-PP28135\$MC-PP28131\$MC-                    | MC-PP28105\$MC-PP28101\$MC-PP28115\$MC-PP28115\$MC-                                            | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）                                    |      |
| WZ0828 | 导丝（商品名:Lunderquist）       | TSMG-35-260-LES\$TSMG-35-300-LES\$TSMG-35-90-4-LES\$TSMG-35-90-7-LES\$TSMG-35-145-4-           | TSMG-35-260-LES\$TSMG-35-300-LES\$TSMG-35-90-4-                                                | 丹麦库克欧洲公司                                                                   |      |
| WZ0829 | 动脉取血栓导管（商品名:Fogarty）      | 120403F\$120403FS\$120404F\$120602F\$120803F\$120803FS\$120804F\$120805F\$120806F\$120807F\$12 | 120403F\$120403FS\$120404F\$120602F\$120803F\$120803FS\$120804F\$120805F\$120806F\$120807F\$12 | 美国Edwards Lifesciences LLC                                                 |      |
| WZ0831 | 外周血管球囊扩张导管（商品名:Armada 14） | A1015-020\$A1015-040\$A1015-080\$A1015-120\$A1020-020\$A1020-040\$A1020-                       | A1015-020\$A1015-040\$A1015-080\$A1015-120\$A1020-020\$A1020-                                  | 瑞士Abbott Laboratories Vascular Enterprises Limited Dublin, Beringen Branch |      |
| WZ0832 | 球囊扩张导管（商品名:Wanda）         | H965SCH505420\$H965SCH505440\$H965SCH505460\$H965SCH505000\$H965SCH505030\$H965SCH505060\$     | H965SCH505420\$H965SCH505440\$H965SCH505460\$H965SCH505000\$H965SCH505030\$H965SCH505060\$     | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司）                                 |      |
| WZ0833 | 取陈旧型血栓导管（商品名:Fogarty）     | 140806\$140808\$1408010                                                                        | 140806\$140808\$1408010                                                                        | 美国Edwards Lifesciences LLC                                                 |      |
| WZ0834 | 取移植血栓导管（商品名:Fogarty）      | 160245F\$160246F                                                                               | 160245F\$160246F                                                                               | 美国Edwards Lifesciences LLC                                                 |      |

| 流水号    | 产品名称                      | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                                                          | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|--------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| WZ0835 | ReeKross新型高推送力长球囊导管（OTW）  | 37715120\$37715220\$37725120\$38050120\$38050150\$38050220\$37950120\$37950150\$37950220\$    | 37715120\$37715220\$37725120\$38050120\$38050150\$38050220\$379501                            | 爱尔兰ClearStream Technologies, Ltd.          |      |
| WZ0836 | ReeKross新型高推送力长球囊导管（OTW）  | 37725040\$38050040\$38050080\$37715040\$37716040\$37950040\$37950080\$                        | 37725040\$38050040\$38050080\$37715040\$37716040\$37950040\$379500                            | 爱尔兰ClearStream Technologies, Ltd.          |      |
| WZ0837 | ReeKross新型高推送力长球囊导管（OTW）  | 38020040\$38020080\$38020120\$38020150\$38020220\$38025040\$38025080\$38025120\$38025150\$380 | 38020040\$38020080\$38020120\$38020150\$38020220\$38020250\$38025040\$380250                  | 爱尔兰ClearStream Technologies, Ltd.          |      |
| WZ0838 | LitePAC新型膝下长球囊导管（RX）      | 68202077\$68202082\$68202087\$68202092\$68202097\$68202102\$68202107\$68202111\$68202164\$682 | 68202077\$68202082\$68202087\$68202092\$68202097\$68202102\$68202107\$68202111\$682021        | 爱尔兰ClearStream Technologies, Ltd.          |      |
| WZ0839 | LitePAC新型膝下长球囊导管（RX）      | 68202115\$                                                                                    | 68202115\$                                                                                    | 爱尔兰ClearStream Technologies, Ltd.          |      |
| WZ0840 | LitePAC新型膝下长球囊导管（RX）      | 68202117\$68202118\$68202119\$68202120\$68202121\$68202122\$68202123\$68202124\$68202125\$682 | 68202117\$68202118\$68202119\$68202120\$68202121\$68202122\$68202123\$68202124\$68202125\$682 | 爱尔兰ClearStream Technologies, Ltd.          |      |
| WZ0841 | 导丝（商品名:Journey）           | M001391260\$M001391270\$M001391280\$M001391290                                                | M001391260\$M001391270\$M001391280\$M001391290                                                | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |
| WZ0845 | 多侧孔灌注导管                   | /                                                                                             | MCIS-5.0-35-40-7.0\$MCIS-5.0-35-40-11.0\$MCIS-5.0-35-40-                                      | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0847 | 导丝（商品名:Starter）（长度≤150cm） | M001491001\$M001491011\$M001491021\$M001491101\$M001491111\$M001491151\$M001491161\$M001491   | M001491001\$M001491011\$M001491021\$M001491101\$M001491111\$M001491151\$M001491161\$M001491   | 美国 Lake Region Medical                     |      |
| WZ0848 | 导丝（商品名:Starter）（长度>150cm） | M001491031\$M001491201\$M001491211\$M001491341\$M001491471\$M001492121\$M001492131\$M001492   | M001491031\$M001491201\$M001491211\$M001491341\$M001491471\$M001492121\$M001492131\$M001492   | 美国 Lake Region Medical                     |      |
| WZ0849 | 支撑导管（商品名:Rubicon 14）      | H74939212014131\$H74939212014151                                                              | H74939212014131\$H74939212014151                                                              | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |
| WZ0852 | 导丝（商品名:Roadrunner）        | RFSPC-035145-0-I\$RFSPC-038145-0-I\$RFSPC-035145-0-I-AQ\$RFSPC-038145-0-I-AQ\$RSPC-           | RFSPC-035145-0-I\$RFSPC-038145-0-I\$RFSPC-035145-0-I-AQ\$RFSPC-038145-0-I-AQ\$RSPC-           | 美国Cook Urological Incorporated（美国库克泌尿外科公司） |      |

| 流水号    | 产品名称                        | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                                                                    | 生产企业                                    | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| WZ0854 | 导引导丝（商品名:Hi-Torque Connect） | 1012587\$1012588\$1012589\$1012590\$1012591\$1010592\$1012593\$1012594\$1012595               | 1012587\$1012588\$1012589\$1012590\$1012591\$1010592\$1012593\$1012594\$1012595                         | 爱尔兰 Lake Region Medical Limited         |      |
| WZ0855 | Bantam新型膝下长球囊导管（OTW）        | 48402020\$48404020\$48406020\$48408020\$48410020\$48412020\$48415020\$48422020\$48402025\$484 | 48402020\$48404020\$48406020\$48408020\$48408020\$48410020\$48412020\$48415020\$48422020\$48402025\$484 | 爱尔兰ClearStream Technologies, Ltd.       |      |
| WZ0856 | Bantam新型膝下长球囊导管（OTW）        | 48402050\$48404050\$48406050\$48408050\$48410050\$48402060\$48404060\$48406060\$48408060\$484 | 48402050\$48404050\$48406050\$48408050\$48410050\$48402060\$48404060\$48406060\$48408060\$484           | 爱尔兰ClearStream Technologies, Ltd.       |      |
| WZ0857 | Bantam新型膝下长球囊导管（OTW）        | 48412050\$48415050\$48422050\$48412060\$48415060\$48422060\$48412050\$48515050\$48522050\$485 | 48412050\$48415050\$48422050\$48412060\$48415060\$48422060\$48412050\$48515050\$48522050\$485           | 爱尔兰ClearStream Technologies, Ltd.       |      |
| WZ0858 | Amplatz交换硬导丝                | 1106-3106                                                                                     | 1106-3106                                                                                               | 德国OptiMed Medizinische Instrumente GmbH |      |
| WZ0859 | 微导管Stride                   | STD105-22S\$STD125-22S\$STD130-22S\$STD150-22S                                                | STD105-22S\$STD125-22S\$STD130-22S\$STD150-22S                                                          | 日本朝日インテック株式会社                           |      |
| WZ0860 | 微导管Stride（高流量）              | STD105-26S\$STD125-26S\$STD130-26S\$STD150-26S                                                | STD105-26S\$STD125-26S\$STD130-26S\$STD150-26S                                                          | 日本朝日インテック株式会社                           |      |
| WZ0861 | 微导丝Streaming                | STM150-14S\$STM165-14S\$STM180-14S\$STM185-14S\$STM150-14A45\$STM165-                         | STM150-14S\$STM165-14S\$STM180-14S\$STM185-14S\$STM150-14A45\$STM165-                                   | 日本朝日インテック株式会社                           |      |
| WZ0862 | 微导丝Streaming（可塑型）           | STM150-18S\$STM165-18S\$STM180-18S\$STM185-18S                                                | STM150-18S\$STM165-18S\$STM180-18S\$STM185-18S                                                          | 日本朝日インテック株式会社                           |      |
| WZ0868 | 血管造影导管                      | HN5. 0-35-100-P-10S-CFP\$HN5. 0-38-90-P-10S-CFP\$HN5. 0-35-70-P-10S-                          | HN5. 0-35-100-P-10S-CFP\$HN5. 0-38-90-P-10S-CFP\$HN5. 0-35-70-P-10S-                                    | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）             |      |
| WZ0869 | 血管造影导管                      | HNR4. 0-35-100-P-6S-VCF\$HNR4. 0-35-100-P-NS-DAV\$HNR4. 0-35-65-P-8S-                         | HNR4. 0-35-100-P-6S-VCF\$HNR4. 0-35-100-P-NS-DAV\$HNR4. 0-35-65-P-8S-                                   | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）             |      |
| WZ0870 | 血管造影导管                      | HNB5. 0-38-80-P-NS-MAYO-A-041994\$HNB5. 0-38-80-P-NS-MPB\$HNB5. 0-35-100-P-NS-                | HNB5. 0-38-80-P-NS-MAYO-A-041994\$HNB5. 0-38-80-P-NS-MPB\$HNB5. 0-35-100-P-NS-                          | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）             |      |

| 流水号    | 产品名称   | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                                  | 生产企业                        | 挂网企业 |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| WZ0871 | 血管造影导管 | HNBR5.0-35-65-P-NS-<br>RDC\$HNBR5.0-35-65-P-NS-<br>RLG\$HNBR5.0-35-65-P-NS-                 | HNBR5.0-35-65-P-NS-<br>RDC\$HNBR5.0-35-65-P-<br>NS-RLG\$HNBR5.0-35-   | 美国Cook Incorporated（美国库克公司） |      |
| WZ0872 | 血管造影导管 | SCBR4.0-35-150-P-NS-<br>0\$SCBR4.0-38-100-P-NS-<br>0\$SCBR4.0-38-100-P-NS-                  | SCBR4.0-35-150-P-NS-<br>0\$SCBR4.0-38-100-P-<br>NS-0\$SCBR4.0-38-100- | 美国Cook Incorporated（美国库克公司） |      |
| WZ0874 | 经皮鞘穿刺组 | SI-09880-SE                                                                                 | 8.5                                                                   | 美国Arrow International, Inc  |      |
| WZ0875 | 经皮鞘穿刺组 | SI-09880                                                                                    | 8.5                                                                   | 美国Arrow International, Inc  |      |
| WZ0876 | 经皮鞘穿刺组 | SI-09808                                                                                    | 8                                                                     | 美国Arrow International, Inc  |      |
| WZ0877 | 经皮鞘穿刺组 | CL-07590\$CL-07690\$CL-<br>07700\$CL-07800\$CL-07900                                        | 5F*90cm\$6F*90cm\$7F*1<br>00cm\$9F*100cm                              | 美国Arrow International, Inc  |      |
| WZ0878 | 经皮鞘穿刺组 | CL-07080\$CL-07780\$CL-<br>07880\$CL-07980                                                  | 7F-10F*80CM                                                           | 美国Arrow International, Inc  |      |
| WZ0879 | 经皮鞘穿刺组 | CL-07624\$CL-07724\$CL-<br>07824\$CL-07924\$CL-07524\$CL-<br>07024\$CL-07635\$CL-07735\$CL- | 5F-10F*24CM\$6F-<br>8F*35CM\$10F*35CM\$5F-<br>8F*45CM\$10F*45CM\$5F-  | 美国Arrow International, Inc  |      |
| WZ0880 | 经皮鞘穿刺组 | CL-07011\$CL-07511\$CL-<br>07611\$CL-07711\$CL-07811\$CL-<br>07911                          | 5Fr-10Fr*11cm                                                         | 美国Arrow International, Inc  |      |
| WZ0881 | 经皮鞘穿刺组 | SI-09600                                                                                    | 6                                                                     | 美国Arrow International, Inc  |      |
| WZ0882 | 微导丝    | TPMG-16C-135-TC35-<br>FLX12\$TPMG-16C-150-TC35-<br>FLX12\$TPMG-16C-180-TC35-                | TPMG-16C-135-TC35-<br>FLX12\$TPMG-16C-150-<br>TC35-FLX12\$TPMG-16C-   | 丹麦库克欧洲公司                    |      |
| WZ0883 | 黄金标记导管 | N5.0-35-70-P-10S-PIG-<br>WSC\$N5.0-35-70-ST-10S-0-<br>WSC\$N5.0-35-90-P-10S-PIG-            | N5.0-35-70-P-10S-<br>PIG-WSC\$N5.0-35-70-<br>ST-10S-0-WSC\$N5.0-      | 美国Cook Incorporated（美国库克公司） |      |

| 流水号    | 产品名称                        | 产品规格                                                                                       | 产品型号                                                                                         | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| WZ0884 | 溶栓导管                        | N3.0-21-70-P-10S-PED\$N3.0-18-30-P-4S-0\$N3.0-18-50-M-NS-JL2.5\$N3.0-18-50-P-NS-           | N3.0-21-70-P-10S-PED\$N3.0-18-30-P-4S-0\$N3.0-18-50-M-NS-                                    | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0885 | 血管造影导管                      | HN4.0-35-100-LST-10S-PIG\$HN4.0-35-100-P-10S-PIG\$HN4.0-35-40-P-4S-                        | HN4.0-35-100-LST-10S-PIG\$HN4.0-35-100-P-10S-PIG\$HN4.0-                                     | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0886 | 血管造影导管                      | HNB4.1-35-80-P-NS-JL1\$HNB4.1-35-80-P-NS-JL2\$HNB4.1-35-80-P-NS-                           | HNB4.1-35-80-P-NS-JL1\$HNB4.1-35-80-P-NS-JL2\$HNB4.1-35-80-                                  | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0887 | 血管造影导管                      | HNB4.0-35-100-P-NS-C1\$HNB4.0-35-100-P-NS-CANADA-041480\$HNB4.0-35-                        | HNB4.0-35-100-P-NS-C1\$HNB4.0-35-100-P-NS-CANADA-                                            | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0888 | 血管造影导管                      | HNR4.0-35-100-ST-10S-PIG\$HNR4.0-35-120-ST-6S-PED\$HNR4.0-35-70-ST-10S-                    | HNR4.0-35-100-ST-10S-PIG\$HNR4.0-35-120-ST-6S-                                               | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0889 | 血管造影导管                      | SCBR4.1-35-65-P-NS-C2\$SCBR4.1-35-75-P-NS-CHG2.5\$SCBR4.5-35-135-P-NS-                     | SCBR4.1-35-65-P-NS-C2\$SCBR4.1-35-75-P-NS-CHG2.5\$SCBR4.5-                                   | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0890 | 血管造影导管                      | SCBR5.5-35-135-P-NS-ANG-SHTL\$SCBR5.5-35-75-P-NS-ANG-SHTL\$SCBR5.5-35-125-P-NS-H1-         | SCBR5.5-35-135-P-NS-ANG-SHTL\$SCBR5.5-35-75-P-NS-ANG-                                        | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                |      |
| WZ0891 | 支撑导管（商品名:Rubicon 14）        | H74939212014131\$H74939212014151                                                           | H74939212014131\$H74939212014151                                                             | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |
| WZ0893 | “鹅颈”式抓捕器套件                  | GN500\$GN1000\$GN1500\$GN2000\$GN2500\$GN3000\$GN3500\$GN1001\$GN2501                      | GN500\$GN1000\$GN1500\$GN2000\$GN2500\$GN2500\$GN3000\$GN3000\$GN3500\$GN1001\$GN250         | 美国ev3 Inc.（ev3 公司）                         |      |
| WZ0897 | PTA扩张导管                     | AB35W04020135\$AB35W04030135\$AB35W04040135\$AB35W04060135\$AB35W04080135\$AB35W04100135\$ | AB35W04020135\$AB35W04030135\$AB35W04040135\$AB35W04060135\$AB35W04080135\$AB35W04100135\$   | 美国ev3 Inc.（ev3 公司）                         |      |
| WZ0898 | PTA扩张导管                     | AB35W04020080\$AB35W04030080\$AB35W04040080\$AB35W04060080\$AB35W04080080\$AB35W04100080\$ | AB35W04020080\$AB35W04030080\$AB35W04040080\$AB35W04060080\$AB35W04080080\$AB35W04100080\$   | 美国ev3 Inc.（ev3 公司）                         |      |
| WZ0900 | PTA导管（商品名:Submarine Rapido） | SBR020020135\$SBR020040135\$SBR020060135\$SBR025020135\$SBR025040135\$SBR025060135\$SBR030 | SBR020020135\$SBR020040135\$SBR020060135\$SBR025020135\$SBR025040135\$SBR025060135\$SBR02504 | 意大利Invatec S. p. A.                        |      |

| 流水号    | 产品名称                                | 产品规格                                                                    | 产品型号                                             | 生产企业                | 挂网企业           |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| WZ0914 | 分叉型覆膜支架及输送系统<br>(商品名:Hercules)(长主体) | HBB2012-160-1500\$HBB2014-160-1500\$HBB2212-160-1500\$HBB2214-160-      | HBB2012-160-1500\$HBB2014-160-1500\$HBB2212-160- | 微创医疗器械(上海)有限公司      |                |
| WZ0915 | 分叉型覆膜支架及输送系统<br>(商品名:Hercules)(中主体) | HBB2012-150-1500\$HBB2014-150-1500\$HBB2212-150-1500\$HBB2214-150-      | HBB2012-150-1500\$HBB2014-150-1500\$HBB2212-150- | 微创医疗器械(上海)有限公司      |                |
| WZ0916 | 分叉型覆膜支架及输送系统<br>(商品名:Hercules)(短主体) | HBB2012-130-1500\$HBB2014-130-1500\$HBB2212-130-1500\$HBB2214-130-      | HBB2012-130-1500\$HBB2014-130-1500\$HBB2212-130- | 微创医疗器械(上海)有限公司      |                |
| WZ0917 | 分叉型覆膜支架及输送系统<br>(商品名:Hercules)(延长段) | HBL1212-100\$HBL1212-110\$HBL1212-120\$HBL1212-50\$HBL1212-60\$HBL1212- | HBL1212-100\$HBL1212-110\$HBL1212-120\$HBL1212-  | 微创医疗器械(上海)有限公司      |                |
| WZ0924 | 穿刺针                                 | KDL-YX-019-05                                                           | 18G                                              | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司 |                |
| WZ0925 | 血管腔内支撑型人工血管送放器                      | 送放器外配引导系统                                                               | 直径(Fr):18/20/22/24;长度:110/120CM                  | 北京裕恒佳科技有限公司         |                |
| WZ0926 | 血管腔内支撑型人工血管送放器                      | S1                                                                      | 鞘管外径(Fr):18/20/22/24;有效长度(mm):870/970;总长         | 北京裕恒佳科技有限公司         |                |
| WZ0927 | 血管腔内支撑型人工血管送放器                      | S2                                                                      | 鞘管外径(Fr):18/20/22/24;有效长度(mm):870/970;总长         | 北京裕恒佳科技有限公司         |                |
| WZ0941 | 一次性使用动脉压迫止血带                        | ZXD I 型\$ZXD II 型                                                       | 绷带18cm*3cm<br>(±0.5cm)\$软硅胶垫<br>绷带22cm*3cm       | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司 |                |
| WZ0948 | 一次性点连式止血带                           | XC-4                                                                    | 2.0*35cm                                         | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司      | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 |
| WZ0949 | 一次性点连式止血带                           | XC-5                                                                    | 2.0*35cm                                         | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司      | 盐城西臣奥勒医疗科技有限公司 |
| WZ0950 | 一次性连抽式止血带                           | A型                                                                      | 一次性连抽式止血带选用天然乳胶精制而成,每条长度为                        | 东台市科华医疗器械有限公司       |                |

| 流水号    | 产品名称   | 产品规格         | 产品型号                                  | 生产企业          | 挂网企业          |
|--------|--------|--------------|---------------------------------------|---------------|---------------|
| WZ0957 | 一次性止血带 | 50条 / 盒 常规型  | 50条 / 盒 1条的尺寸<br>:2.0cm*35.0cm*0.06cm | 泰州仁康生物技术有限公司  |               |
| WZ0958 | 一次性止血带 | 100条 / 盒，精装型 | 100条 / 盒 1条尺寸<br>:2.0cm*35.0cm*0.06cm | 泰州仁康生物技术有限公司  |               |
| WZ0966 | 一次性止血带 | KK-A型        | 250mm*20mm*0.6mm                      | 广州市快康医疗器械有限公司 | 广州市快康医疗器械有限公司 |
| WZ0967 | 一次性止血带 | KK-A型        | 300mm*20mm*0.5mm                      | 广州市快康医疗器械有限公司 | 广州市快康医疗器械有限公司 |
| WZ0968 | 一次性止血带 | KK-A型        | 350mm*20mm*0.5mm                      | 广州市快康医疗器械有限公司 | 广州市快康医疗器械有限公司 |
| WZ0969 | 一次性止血带 | KK-A型        | 400mm*20mm*0.5mm                      | 广州市快康医疗器械有限公司 | 广州市快康医疗器械有限公司 |
| WZ0970 | 一次性止血带 | KK-A型        | 450mm*20mm*0.5mm                      | 广州市快康医疗器械有限公司 | 广州市快康医疗器械有限公司 |
| WZ0971 | 一次性止血带 | KK-A型        | 500mm*20mm*0.5mm                      | 广州市快康医疗器械有限公司 | 广州市快康医疗器械有限公司 |
| WZ0972 | 一次性止血带 | KK-B型        | 250mm*25mm*0.5mm                      | 广州市快康医疗器械有限公司 | 广州市快康医疗器械有限公司 |
| WZ0973 | 一次性止血带 | KK-B型        | 300mm*25mm*0.5mm                      | 广州市快康医疗器械有限公司 | 广州市快康医疗器械有限公司 |
| WZ0974 | 一次性止血带 | KK-B型        | 350mm*25mm*0.5mm                      | 广州市快康医疗器械有限公司 | 广州市快康医疗器械有限公司 |
| WZ0975 | 一次性止血带 | KK-B型        | 400mm*25mm*0.5mm                      | 广州市快康医疗器械有限公司 | 广州市快康医疗器械有限公司 |



| 流水号    | 产品名称                                          | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                              | 生产企业                                     | 挂网企业          |
|--------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|
| WZ0976 | 一次性止血带                                        | KK-B型                                                                                       | 450mm*25mm*0.5mm                                                  | 广州市快康医疗器械有限公司                            | 广州市快康医疗器械有限公司 |
| WZ0977 | 一次性止血带                                        | KK-B型                                                                                       | 500mm*25mm*0.5mm                                                  | 广州市快康医疗器械有限公司                            | 广州市快康医疗器械有限公司 |
| WZ0981 | 圈套器                                           | 15mm                                                                                        | QT15                                                              | 北京普益盛济科技有限公司                             |               |
| WZ0982 | 微血管吻合装置                                       | GEM0240NT\$GEM0420NT\$GEM0820NT                                                             | GEM0240NT\$GEM0420NT\$GEM0820NT                                   | 美国 Synovis Micro Companies Alliance, Inc |               |
| WZ0989 | 电解脱系统                                         | NCS-2.75-1\$NCS-2.75-2\$CSS-2.75-1\$NCS-2.75-5                                              | NCS-2.75-1\$NCS-2.75-2\$CSS-2.75-1\$NCS-2.75-5                    | 美国ev3 Inc. (ev3 公司)                      |               |
| WZ0990 | 神经血管重塑装置(商品名: SolitaireTM AB)                 | 直径: 外径: 4mm; 长度: 15MM\$<br>直径: 外径: 4mm; 长度: 20MM\$<br>直径: 外径: 6mm; 长度: 20MM\$               | SAB-4-15\$SAB-4-20\$SAB-6-20\$SAB-6-30                            | 美国ev3 Inc. (ev3 公司)                      |               |
| WZ0991 | Y形旋转连接阀(商品名: The Big EasyTM and The SequelTM) | MVA100\$MVA200                                                                              | MVA100\$MVA200                                                    | 美国ev3 Inc. (ev3 公司)                      |               |
| WZ0992 | 可解脱弹簧圈(商品名: Axiom)                            | QC-1.5-2-HELIX\$QC-2-1-HELIX\$QC-2-2-HELIX\$QC-2-3-HELIX\$QC-2-4-HELIX\$QC-2-6-             | QC-1.5-2-HELIX\$QC-2-1-HELIX\$QC-2-2-HELIX\$QC-2-3-HELIX\$QC-2-3- | 美国ev3 Inc. (ev3 公司)                      |               |
| WZ0999 | 穿刺针                                           | BSDN\$SDN\$DCM\$DPPN\$DPMN\$CM                                                              | BSDN\$SDN\$DCM\$DPPN\$DPMN\$CM                                    | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)             |               |
| WZ1000 | 栓塞弹簧圈                                         | MWCE-18\$MWCE-35\$MWCE-38\$MWCE-18S\$IMWCE-35\$IMWCE-38                                     | MWCE-18\$MWCE-35\$MWCE-38\$MWCE-18S\$IMWCE-35\$IMWCE-             | 美国Cook Incorporated (美国库克公司)             |               |
| WZ1001 | 导丝(商品名: ZIPwire)                              | M00146125B1\$M00146126B1\$M00146151B1\$M00146152B1\$M00146154B1\$M00146155B1\$M00146156B1\$ |                                                                   | 美国 Lake Region Medical                   |               |
| XH0047 | 胆道球囊扩张导管                                      | 2cm\$4mm\$2cm\$6mm\$3cm\$8mm                                                                | 3410420\$3410620\$3410830                                         | 德国 ENDO-FLEX GmbH                        |               |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                                                                                    | 产品型号                                                               | 生产企业                                         | 挂网企业          |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| XH0140 | 导丝                         | DWG\$HYB                                                                                | DWG-25-260\$DWG-25-260-A\$DWG-25-260-A-S\$DWG-25-260-S\$DWG-       | 美国库克内窥镜产品公司                                  |               |
| XH0145 | 结石取出器                      | 管鞘直径1.8mm，网篮长度40mm，一次性使用\$管鞘直径2.3mm，网篮长度40mm，一次性                                        | E150184-070\$E150185-070\$E150186-070\$E151184-                    | 德国 ENDO-FLEX GmbH                            |               |
| XH0146 | 结石取出器                      | 管鞘直径1.8mm，网篮长度40mm，四线，一次性使用\$管鞘直径2.3mm，网篮长度40mm，四                                       | E160184-070\$E160185-070\$E160186-070\$E161184-                    | 德国 ENDO-FLEX GmbH                            |               |
| XH0204 | 逆行性胰 / 胆管造影导管              | FS-GT-OMNI                                                                              | FS-GT-OMNI                                                         | 美国Wilson-Cook Medical Inc.<br>(美国威尔逊-库克医学公司) |               |
| XH0272 | 一次性使用细胞刷                   | HXB-1.8-300-I\$HXB-2.0-300-I\$HXB-2.2-300-I\$HXB-2.4-300-I\$HXB-2.6-300-I\$HXB-2.8-300- | HXB-1.8-300-I\$HXB-2.0-300-I\$HXB-2.2-300-I\$HXB-2.4-300-          | 南京华尔特医疗设备有限公司                                | 南京华尔特医疗设备有限公司 |
| XH0480 | 括约肌切开刀（商品名：UltratomeTMRX）  | 7.0-5.5Fr 导管直径，200cm长度，刀丝长度20mm，长鼻\$7.0-5.5Fr 导管直径，200cm长度，                             | M00545050\$M00545060                                               | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司）   |               |
| XH0483 | 快速交换塑料胆道支架                 | 支架外径（mm）：7F，支架长度（mm）：5\$支架外径（mm）：7F，支架长度（mm）：7\$支架外                                     | M00545550\$M00545560\$M00545570\$M00545580\$M00545590\$M00545600\$ | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司）   |               |
| XH0485 | 快速交换取石球囊（商品名：Extractor RX） | 9mmx7FR（直径x长度）\$9mmx6FR（直径x长度）\$12mmx7FR（直径x长度）\$12mmx6FR（直径x长                          | M00546900\$M00546910\$M00546920\$M00546930\$M00546940\$M00546950   | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司）   |               |
| XH0607 | 息肉切除器                      | 适用管道大于等于2.8mm（直径2.3mm），旋转式，椭圆型，1圈15mm，管鞘+固定式手柄，一次                                       | NOE342214-C\$NOE342214-G\$NOE342214-                               | 德国 ENDO-FLEX GmbH                            |               |
| XH0738 | 胰腺管支架                      | SPSOF-5-2\$SPSOF-5-3\$SPSOF-5-4\$SPSOF-5-5\$SPSOF-5-6\$SPSOF-5-7\$SPSOF-5-8\$SPSOF-5-   | SPSOF                                                              | 爱尔兰Cook Ireland Ltd.（库克爱尔兰公司）                |               |
| XH0741 | 加温毯                        | 成人身上                                                                                    | SW-2001\$SW-2003\$SW-2004                                          | 美国 Smiths Medical ASD, Inc                   |               |
| XH0742 | 加温毯                        | 儿童型                                                                                     | SW-2002\$SW-2005\$SW-2006                                          | 美国 Smiths Medical ASD, Inc                   |               |

| 流水号    | 产品名称         | 产品规格                                                                            | 产品型号                                                           | 生产企业                                                                 | 挂网企业 |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| XH0743 | 加温毯          | 成人身上                                                                            | SW-2007\$SW-2010\$SW-2014L\$SW-2014R\$SW-2016\$SW-2018         | 美国 Smiths Medical ASD, Inc                                           |      |
| XH0744 | 加温毯          | 心脏灭菌                                                                            | SW-2008                                                        | 美国 Smiths Medical ASD, Inc                                           |      |
| XH0745 | 加温毯          | 儿童型                                                                             | SW-2009\$SW-2011                                               | 美国 Smiths Medical ASD, Inc                                           |      |
| XH0746 | 加温毯          | 成人底垫                                                                            | SW-2013\$SW-2015\$SW-2019                                      | 美国 Smiths Medical ASD, Inc                                           |      |
| XH0758 | 硬化剂注射针       | \$导管直径1.8mm, 导管长度160cm, 针头直径0.6mm, 针头长度4mm, 耐高温高压消毒\$导管直                        | T2518-B4\$T2518-C4\$T2518-G4\$T2518-M4\$T2518-B6\$T2518-       | 德国 ENDO-FLEX GmbH                                                    |      |
| XH0759 | 硬化剂注射针       | \$导管直径1.8mm, 导管长度160cm, 针头直径0.6mm, 针头长度4mm, 带冲水孔, 耐高温高压消                        | T2518S-B4\$T2518S-C4\$T2518S-G4\$T2518S-M4\$T2518S-B6\$T2518S- | 德国 ENDO-FLEX GmbH                                                    |      |
| XH0760 | 硬化剂注射针       | \$导管直径2.3mm, 导管长度160cm, 针头直径0.7mm, 针头长度4mm, 耐高温高压消毒\$导管直                        | T2522-B4\$T2522-C4\$T2522-G4\$T2522-M4\$T2522-B6\$T2522-       | 德国 ENDO-FLEX GmbH                                                    |      |
| XH0761 | 内镜用注射针       | /                                                                               | NET2522-C4\$NET2522-G4                                         | 德国 ENDO-FLEX GmbH                                                    |      |
| XH0764 | 记忆合金胆道支架     | TNS-DΦ10*100mm                                                                  | TNS-DΦ10*100mm                                                 | 有研亿金新材料股份有限公司                                                        |      |
| XH0766 | 记忆合金食道支架（覆膜） | ΦD1-D0-D2*L\$Φ21-16*40\$Φ21-16*50\$Φ21-16*60\$Φ21-16*70\$Φ21-16*80\$Φ21-16*90\$ | TNS-SM（F）                                                      | 有研亿金新材料股份有限公司                                                        |      |
| XH0800 | 导丝           | .025英寸\$.028英寸\$.035英寸\$.038英寸                                                  | ST-28150-J3S\$ST-32150-J3S\$ST-35150-J3S\$ST-38150-J3S\$ST-    | 德国 uroVision Gesellschaft für medizinischen Technologie-Transfer mbH |      |
| XH0801 | 斑马导丝         | .028英寸\$.032英寸\$.035英寸                                                          | ST-28150\$ST-32150\$ST-35150                                   | 德国 uroVision Gesellschaft für medizinischen Technologie-Transfer mbH |      |

| 流水号    | 产品名称            | 产品规格                                                         | 产品型号                                                               | 生产企业                                                                 | 挂网企业 |
|--------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| XH0802 | 普通导丝            | .032英寸\$.035英寸                                               | ST-291032\$ST-291535                                               | 德国 uroVision Gesellschaft für medizinischen Technologie-Transfer mbH |      |
| XH0804 | 亲水镍钛诺导丝         | 0.025\$0.035\$0.038                                          | 145FS25\$145FS25\$145FS38                                          | 美国 C.R.Bard, Inc                                                     |      |
| XH0806 | 镍钛诺导丝           | 0.035\$0.038                                                 | 150NFS35\$150NFS38\$150NFA35\$150NFA38\$150NBS35\$150NBS38\$150NSS | 美国 C.R.Bard, Inc                                                     |      |
| XH0809 | 扩张球囊导管          | 08mm\$12mm\$16mm\$18mm\$80mm                                 | 3410880\$3411280\$3411680\$3411880                                 | 德国 ENDO-FLEX GmbH                                                    |      |
| XH0811 | 覆膜食管支架输送器       | 10*810\$10*840mm                                             | III型                                                               | 济南德尔曼科技有限公司                                                          |      |
| XH0812 | 覆膜食管支架输送器       | 10*890mm                                                     | III型                                                               | 济南德尔曼科技有限公司                                                          |      |
| XH0818 | 医用胃镜胶           | 10ml / 支                                                     | 10ml                                                               | 安徽省普瑞达医药科技有限公司                                                       |      |
| XH0820 | WS型一次性使用蓝型异物取出钳 | 1807GL020                                                    | WS-1807GL020                                                       | 上海威尔逊光电仪器有限公司                                                        |      |
| XH0821 | WS型一次性使用蓝型异物取出钳 | 1810GL015                                                    | WS-1810GL015                                                       | 上海威尔逊光电仪器有限公司                                                        |      |
| XH0822 | 医用窥镜胶           | 1个 / 支                                                       | 10m / 支                                                            | 泰州世纪百合医药工程有限公司                                                       |      |
| XH0823 | 胶囊内窥镜           | 1粒 / 人份                                                      | MiroCam                                                            | 韩国 IntroMedic Co., Ltd                                               |      |
| XH0826 | 乳头切开刀           | 20mm通导丝, 耐高温高压消毒<br>\$25mm通导丝, 耐高温高压消毒<br>\$30mm通导丝, 耐高温高压消毒 | OK1031820GW\$OK1031825GW\$OK1031830GW\$OK1051820GW\$OK1051825GW\$  | 德国 ENDO-FLEX GmbH                                                    |      |

| 流水号    | 产品名称            | 产品规格                                 | 产品型号                        | 生产企业              | 挂网企业 |
|--------|-----------------|--------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------|
| XH0827 | WF型内镜用蓝型异物取出钳   | 2415GL015                            | WF-2415GL015                | 上海威尔逊光电仪器有限公司     |      |
| XH0828 | WS型一次性使用蓝型异物取出钳 | 2415GL020                            | WS-2415GL020                | 上海威尔逊光电仪器有限公司     |      |
| XH0829 | 内镜注射喷洒管         | 2415PA                               | WF-2415PA                   | 上海威尔逊光电仪器有限公司     |      |
| XH0830 | 内镜注射喷洒管         | 2415PB                               | WF-2415PB                   | 上海威尔逊光电仪器有限公司     |      |
| XH0831 | 内镜注射喷洒管         | 2415PC                               | WF-2415PC                   | 上海威尔逊光电仪器有限公司     |      |
| XH0832 | 内镜注射喷洒管         | 2415PN                               | WF-2415PN                   | 上海威尔逊光电仪器有限公司     |      |
| XH0833 | WS型一次性使用蓝型异物取出钳 | 2423GL025                            | WS-2423GL025                | 上海威尔逊光电仪器有限公司     |      |
| XH0835 | 肠镜润滑胶浆          | 25ML                                 | 25ml                        | 郑州瑞康达生物科技有限公司     |      |
| XH0837 | 扩张球囊导管          | 30mm\$35mm\$40mm\$80mm               | 3413080\$3413580\$3414080   | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH0843 | 推进导管            | 5F / 7支架推送器。一次性使用。                   | E20005001\$E20007001        | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH0844 | 异物钳             | 5Fr\$6Fr\$7Fr\$8Fr\$10Fr             | 伞型\$钻石型\$螺旋型\$无焊点\$三爪型\$圈套型 | 上海辛菖医疗器械有限公司      |      |
| XH0845 | 推进导管            | 5F支架置入器，耐高温高压消毒<br>\$7F支架置入器，耐高温高压消毒 | 20005001\$20007001          | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |

| 流水号    | 产品名称                 | 产品规格                                                                   | 产品型号                                                               | 生产企业                                                               | 挂网企业           |
|--------|----------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| XH0848 | 乳头切开刀                | 6F, 耐高温高压消毒\$8.5F, 耐高温高压消毒\$10F, 耐高温高压消毒                               | OK12015SL\$OK12022SL\$OK12032SL\$OK13008DL\$OK13010DL              | 德国 ENDO-FLEX GmbH                                                  |                |
| XH0849 | 乳头切开刀                | 6F一次性使用\$8.5F一次性使用\$10F一次性使用                                           | OE12015SL\$OE12022SL\$OE12032SL\$OE13006\$OE13008DL\$OE13010DL     | 德国 ENDO-FLEX GmbH                                                  |                |
| XH0850 | 扩张球囊导管               | 6mm / 8mm\$20mm / 30mm                                                 | 3410620\$3410830                                                   | 德国 ENDO-FLEX GmbH                                                  |                |
| XH0852 | 推进导管                 | 8.5F支架置入器, 耐高温高压消毒\$10F支架置入器, 耐高温高压消毒\$11F支架置入器, 耐高温高                  | 200080011\$200100011\$200110011                                    | 德国 ENDO-FLEX GmbH                                                  |                |
| XH0853 | 推进导管                 | 8.5F支架置入器, 一次性使用\$10F支架置入器, 一次性使用\$11F支架置入器, 一次性使用                     | E200080011\$E200100011\$E200110011                                 | 德国 ENDO-FLEX GmbH                                                  |                |
| XH0854 | 亲水性导丝                | 800mm\$1000mm\$1500mm                                                  | 0.64mm (0.025" )<br>\$0.71mm (0.028" )<br>\$0.81mm (0.032" )       | 大连库利艾特医疗制品有限公司                                                     | 大连库利艾特医疗制品有限公司 |
| XH0855 | 弹簧导丝                 | 800mm\$1000mm\$1500mm                                                  | 0.64mm (0.025" )<br>\$0.71mm (0.028" )<br>\$0.81mm (0.032" )       | 大连库利艾特医疗制品有限公司                                                     | 大连库利艾特医疗制品有限公司 |
| XH0856 | 胆道支架                 | 8MM直径, 40MM长度\$10MM直径, 40MM长度\$8MM直径, 80MM长度\$10MM直径, 80MM长度\$8MM直     | ZBS08040\$ZBS08060\$ZBS08080\$ZBS08100\$ZBS10040\$ZBS10060\$ZBS100 | 德国Angiomed GmbH & Co.Medizintechnik KG.Subsidiary of C.R.Bard, Inc |                |
| XH0960 | 活检钳 (商品名: BIGopsyTM) | BLB-024115                                                             | BLB-024115                                                         | 爱尔兰Cook Ireland Ltd. (库克爱尔兰公司)                                     |                |
| XH0965 | 胆道测压导管               | BMCG\$SOM                                                              | BMCG-1 SOM-18-S-LEHMAN-NG\$BMCG-1 SOM-18-L-LEHMAN-NG               | 美国Wilson-Cook Medical Inc. (美国威尔逊-库克医学公司)                          |                |
| XH0995 | 覆膜食管支架               | DZAS- I 型直径直径11mm, 长度130mm\$DZAS- I 型直径11mm, 长度140mm\$DZAS- I 型直径11mm, | 防反流支架, 全覆膜, 配支架输送器半年可取型                                            | 济南德尔曼科技有限公司                                                        |                |
| XH0996 | 覆膜食管支架               | DZAS- I 型直径直径11mm, 长度130mm\$DZAS- I 型直径11mm, 长度140mm\$DZAS- I 型直径11mm, | 覆膜支架, 部分覆膜, 配支架输送器三个月可取型                                           | 济南德尔曼科技有限公司                                                        |                |

| 流水号    | 产品名称               | 产品规格                                                                 | 产品型号                    | 生产企业            | 挂网企业 |
|--------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------|
| XH0997 | 覆膜食管支架             | DZAS- I 型直径直径11mm，长度130mm\$DZAS- I 型直径11mm，长度140mm\$DZAS- I 型直径11mm， | 覆膜支架，全覆膜，配支架输送器半年可取型    | 济南德尔曼科技有限公司     |      |
| XH0998 | 覆膜食管支架             | DZAS- I 型直径直径11mm，长度130mm\$DZAS- I 型直径11mm，长度140mm\$DZAS- I 型直径11mm， | 覆膜支架，全覆膜，配支架输送器三个月可取型   | 济南德尔曼科技有限公司     |      |
| XH0999 | 覆膜食管支架             | DZAS- I 型直径直径11mm，长度130mm\$DZAS- I 型直径11mm，长度140mm\$DZAS- I 型直径11mm， | 覆膜支架，全覆膜，配支架输送器一年以上可取型  | 济南德尔曼科技有限公司     |      |
| XH1000 | 覆膜食管支架             | DZAS- I 型直径直径11mm，长度55mm\$DZAS- I 型直径11mm，长度65mm\$DZAS- I 型直径11mm，长度 | 防反流支架，全覆膜，配支架输送器半年可取型   | 济南德尔曼科技有限公司     |      |
| XH1001 | 覆膜食管支架             | DZAS- I 型直径直径11mm，长度55mm\$DZAS- I 型直径11mm，长度65mm\$DZAS- I 型直径11mm，长度 | 覆膜支架，部分覆膜，不配支架输送器一个月可取型 | 济南德尔曼科技有限公司     |      |
| XH1002 | 覆膜食管支架             | DZAS- I 型直径直径11mm，长度55mm\$DZAS- I 型直径11mm，长度65mm\$DZAS- I 型直径11mm，长度 | 覆膜支架，部分覆膜，配支架输送器三个月可取型  | 济南德尔曼科技有限公司     |      |
| XH1003 | 覆膜食管支架             | DZAS- I 型直径直径11mm，长度55mm\$DZAS- I 型直径11mm，长度65mm\$DZAS- I 型直径11mm，长度 | 覆膜支架，全覆膜，不配支架输送器三个月可取型  | 济南德尔曼科技有限公司     |      |
| XH1004 | 覆膜食管支架             | DZAS- I 型直径直径11mm，长度55mm\$DZAS- I 型直径11mm，长度65mm\$DZAS- I 型直径11mm，长度 | 覆膜支架，全覆膜，配支架输送器半年可取型    | 济南德尔曼科技有限公司     |      |
| XH1005 | 覆膜食管支架             | DZAS- I 型直径直径11mm，长度55mm\$DZAS- I 型直径11mm，长度65mm\$DZAS- I 型直径11mm，长度 | 覆膜支架，全覆膜，配支架输送器三个月可取型   | 济南德尔曼科技有限公司     |      |
| XH1006 | 覆膜食管支架             | DZAS- I 型直径直径11mm，长度55mm\$DZAS- I 型直径11mm，长度65mm\$DZAS- I 型直径11mm，长度 | 覆膜支架，全覆膜，配支架输送器一年以上可取型  | 济南德尔曼科技有限公司     |      |
| XH1007 | 覆膜食管支架             | DZAS- I 型直径直径21mm，长度120mm\$DZAS- I 型直径21mm，长度130mm\$DZAS- I 型直径21mm， | 堵瘘支架，全覆膜，配支架输送器半年可取型    | 济南德尔曼科技有限公司     |      |
| XH1016 | 人体管腔内支架（胆道支架 ERCP） | ERCP                                                                 | LZII                    | 北京龙舟飞渡记忆合金应用研究所 |      |

| 流水号    | 产品名称                        | 产品规格                                                                                                      | 产品型号                                                                        | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| XH1100 | 导丝                          | GKS-150-25\$GKS-150-35                                                                                    | GKS-150-25\$GKS-150-35                                                      | 瑞士 Marflow AG                               |      |
| XH1104 | 气囊导管                        | HDPE / TPU                                                                                                | 10F                                                                         | 上海辛菖医疗器械有限公司                                |      |
| XH1105 | 气囊导管                        | HDPE / TPU                                                                                                | 5F                                                                          | 上海辛菖医疗器械有限公司                                |      |
| XH1106 | 气囊导管                        | HDPE / TPU                                                                                                | 7F                                                                          | 上海辛菖医疗器械有限公司                                |      |
| XH1134 | 一次性使用细胞刷                    | I型刷头外径有2.0, 刷头长度为10.有效长度1050\$I型刷头外径有3.0, 刷头长度为10.有效长度                                                    | I型                                                                          | 湖北华中医用材料有限公司                                |      |
| XH1196 | 一次性使用静脉曲张注射针                | LDVI\$DVIN\$TDVI\$DVI                                                                                     | LDVI-23 / 25\$LDVI-23 / 25-MH\$LDVI-23 / 25-240\$LDVI-23 / 25-240-          | 美国Wilson-Cook Medical Inc. (美国威尔逊-库克医学公司)   |      |
| XH1265 | 拦截网篮 (商品名: N-Trap)          | NTP-028145                                                                                                | NTP-028145                                                                  | 美国Cook Urological Incorporated (美国库克泌尿外科公司) |      |
| XH1266 | 取石网篮                        | NTSE-015115\$NTSE-022115-UDH\$NTSE-022115-UDH-MB\$NTSE-030065\$NTSE-030115-UDH\$NTSE-                     | NTSE-015115\$NTSE-022115-UDH\$NTSE-022115-UDH-MB\$NTSE-022115-UDH-MB\$NTSE- | 美国Cook Urological Incorporated (美国库克泌尿外科公司) |      |
| XH1267 | 取石网篮                        | NTSE-015115\$NTSED-024115-UDH\$NTSED-024115-UDH-MB                                                        | NTSE-015115\$NTSED-024115-UDH\$NTSED-024115-UDH-MB                          | 美国Cook Urological Incorporated (美国库克泌尿外科公司) |      |
| XH1268 | 取石网篮                        | NTSE-022115-UDH\$NTSE-022115-UDH-MB\$NTSE-030065\$NTSE-030115-UDH\$NTSE-030115-UDH-MB\$NTSE-030065\$NTSE- | NTSE-022115-UDH\$NTSE-022115-UDH-MB\$NTSE-030065\$NTSE-                     | 美国Cook Urological Incorporated (美国库克泌尿外科公司) |      |
| XH1269 | 取石网篮                        | NTSE-045065-UDH                                                                                           | NTSE-045065-UDH                                                             | 美国Cook Urological Incorporated (美国库克泌尿外科公司) |      |
| XH1274 | 结肠胶囊式内窥镜诊断系统 COLON capsules | Pillcam Colon                                                                                             | Pillcam Colon                                                               | 以色列 Given Imaging Ltd.                      |      |



| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                               | 产品型号                                               | 生产企业                   | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------|------|
| XH1275 | 小肠胶囊式内窥镜诊断系统<br>SB2 Capsules | Pillcam SB2                        | Pillcam SB2                                        | 以色列 Given Imaging Ltd. |      |
| XH1276 | 人体管腔内支架（胆道支架<br>PTCD）        | PTCD                               | LZII                                               | 北京龙舟飞渡记忆合金应用研究所        |      |
| XH1277 | 一次性使用活体取样钳                   | PTY1-2316BS（圆杯口型）                  | Φ2.3*1600mm（圆杯口<br>型）                              | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司          |      |
| XH1278 | 一次性使用活体取样钳                   | PTY1-2316BTC0（包塑型平口不可<br>变角度活检钳）   | PTY1 Φ2.3*1600mm<br>（包塑型平口不可变角<br>度活检钳）            | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司          |      |
| XH1279 | 一次性使用活体取样钳                   | PTY1-2316BT0S（奥林巴斯型平<br>口不可变角度活检钳） | PTY1 Φ2.3*1600mm<br>（奥林巴斯型平口不可<br>变角度活检钳）活检钳       | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司          |      |
| XH1280 | 一次性使用活体取样钳                   | PTY1-2316BTS（普通型平口不可<br>变角度活检钳）    | PTY1 Φ2.3*1600mm<br>（普通型平口不可变角<br>度活检钳）            | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司          |      |
| XH1281 | 一次性使用活体取样钳                   | PTY1-2316BU（普通型带齿）                 | PTY1 Φ2.3*1600mm<br>（普通型带齿）                        | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司          |      |
| XH1282 | 一次性使用活体取样钳                   | PTY1-2316BUC（包塑型带齿）                | Φ2.3*1600mm（包塑型<br>带齿）                             | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司          |      |
| XH1283 | 一次性使用活体取样钳                   | PTY1-2316BU0（奥林巴斯型带<br>齿）          | Φ2.3*1600mm（奥林巴<br>斯型带齿）活检钳前端<br>20CM\$直径1.7MM。细\$ | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司          |      |
| XH1284 | 一次性使用活体取样钳                   | PTY1-2318BS（圆杯口型）                  | Φ2.3*1800mm（圆杯口<br>型）                              | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司          |      |
| XH1285 | 一次性使用活体取样钳                   | PTY1-2318BTC0（包塑型平口不可<br>变角度活检钳）   | PTY1 Φ2.3*1800mm<br>（包塑型平口不可变角<br>度活检钳）            | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司          |      |
| XH1286 | 一次性使用活体取样钳                   | PTY1-2318BT0S（奥林巴斯型平<br>口不可变角度活检钳） | PTY1 Φ2.3*1800mm<br>（奥林巴斯型平口不可<br>变角度活检钳）活检钳       | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司          |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格                           | 产品型号                                   | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|------------|--------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|
| XH1287 | 一次性使用活体取样钳 | PTY1-2318BTS（普通型平口不可变角度活检钳）    | PTY1 Φ2.3*1800mm（普通型平口不可变角度活检钳）        | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1288 | 一次性使用活体取样钳 | PTY1-2318BU（普通型带齿）             | PTY1 Φ2.3*1800mm（普通型带齿）                | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1289 | 一次性使用活体取样钳 | PTY1-2318BUC（包塑型带齿）            | Φ2.3*1800mm（包塑型带齿）                     | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1290 | 一次性使用活体取样钳 | PTY1-2318BU0（奥林巴斯型带齿）          | PTY1 Φ2.3*1800mm（奥林巴斯型带齿）活检钳前端20CM\$直径 | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1291 | 一次性使用活体取样钳 | PTY1-2323BS（圆杯口型）              | Φ2.3*2300mm（圆杯口型）                      | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1292 | 一次性使用活体取样钳 | PTY1-2323BTC0（包塑型平口不可变角度活检钳）   | PTY1 Φ2.3*2300mm（包塑型平口不可变角度活检钳）        | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1293 | 一次性使用活体取样钳 | PTY1-2323BT0S（奥林巴斯型平口不可变角度活检钳） | PTY1 Φ2.3*2300mm（奥林巴斯型平口不可变角度活检钳）活检钳   | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1294 | 一次性使用活体取样钳 | PTY1-2323BTS（普通型平口不可变角度活检钳）    | PTY1 Φ2.3*2300mm（普通型平口不可变角度活检钳）        | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1295 | 一次性使用活体取样钳 | PTY1-2323BU（普通型带齿）             | PTY1 Φ2.3*2300mm（普通型带齿）                | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1296 | 一次性使用活体取样钳 | PTY1-2323BUC（包塑型带齿）            | Φ2.3*2300mm（包塑型带齿）                     | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1297 | 一次性使用活体取样钳 | PTY1-2323BU0（奥林巴斯型带齿）          | PTY1 Φ2.3*2300mm（奥林巴斯型带齿）活检钳前端20CM\$直径 | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1298 | 一次性使用活体取样钳 | PTY2-1810BT（平口型）               | Φ1.8*1000mm（平口型）                       | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格                  | 产品型号                                   | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------|------|
| XH1299 | 一次性使用活体取样钳 | PTY2-1810BTC（包塑型平口）   | Φ1.8*1000mm（包塑型平口）                     | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1300 | 一次性使用活体取样钳 | PTY2-1810BU（带齿型）      | Φ1.8*1000mm（带齿型）                       | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1301 | 一次性使用活体取样钳 | PTY2-1810BUC（包塑型带齿）   | Φ1.8*1000mm（包塑型带齿）                     | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1302 | 一次性使用活体取样钳 | PTY2-1816BC（带齿型）      | Φ1.8*1600mm（带齿型）                       | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1303 | 一次性使用活体取样钳 | PTY2-1816BT（平口型）      | Φ1.8*1600mm（平口型）                       | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1304 | 一次性使用活体取样钳 | PTY2-1816BTC（包塑型平口）   | Φ1.8*1600mm（包塑型平口）                     | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1305 | 一次性使用活体取样钳 | PTY2-1816BUC（包塑型带齿）   | Φ1.8*1600mm（包塑型带齿）                     | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1306 | 一次性使用活体取样钳 | PTZ1-2316BN（普通型带针）    | PTZ1 Φ2.3*1600mm（普通型带针）                | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1307 | 一次性使用活体取样钳 | PTZ1-2316BNC（包塑型带针）   | Φ2.3*1600mm（包塑型带针）                     | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1308 | 一次性使用活体取样钳 | PTZ1-2316BN0（奥林巴斯型带针） | PTZ1 Φ2.3*1600mm（奥林巴斯型带针）活检钳前端20CM\$直径 | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1309 | 一次性使用活体取样钳 | PTZ1-2318BN（普通型带针）    | PTZ1 Φ2.3*1800mm（普通型带针）                | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |
| XH1310 | 一次性使用活体取样钳 | PTZ1-2318BNC（包塑型带针）   | Φ2.3*1800mm（包塑型带针）                     | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称           | 产品规格                                                 | 产品型号                                           | 生产企业                                        | 挂网企业 |
|--------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| XH1311 | 一次性使用活体取样钳     | PTZ1-2318BN0（奥林巴斯型带针）                                | PTZ1 Φ2.3*1800mm<br>（奥林巴斯型带针）活<br>检钳前端20CM\$直径 | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司                               |      |
| XH1312 | 一次性使用活体取样钳     | PTZ1-2323BN（普通型带针）                                   | PTZ1 Φ2.3*2300mm<br>（普通型带针）                    | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司                               |      |
| XH1313 | 一次性使用活体取样钳     | PTZ1-2323BNC（包塑型带针）                                  | Φ2.3*2300mm（包塑型<br>带针）                         | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司                               |      |
| XH1314 | 一次性使用活体取样钳     | PTZ1-2323BN0（奥林巴斯型带针）                                | PTZ1 Φ2.3*2300mm<br>（奥林巴斯型带针）活<br>检钳前端20CM\$直径 | 诸暨市鹏天医疗器械有限公司                               |      |
| XH1335 | 医用升温毯（海明体表加温毯） | SHWT-A                                               | SHWT-A                                         | 天津海明医疗用品有限公司                                |      |
| XH1336 | 医用升温毯          | SHWT-A                                               |                                                | 天津海明医疗用品有限公司                                |      |
| XH1338 | 机械碎石 / 取石辅件    | SLC\$SLH\$TTCL                                       | SLC-2\$SLH-1\$TTCL-1 /<br>10                   | 美国Wilson-Cook Medical Inc<br>（美国威尔逊-库克医学公司） |      |
| XH1355 | 一次性使用细胞刷       | U型刷头外径有2.0，刷头长度为10.有效长度1050\$U型刷头外径有3.0，刷头长度为10.有效长度 | U型                                             | 湖北华中医用材料有限公司                                |      |
| XH1358 | 一次性使用活组织取样钳    | WS                                                   | WS-1810BT                                      | 上海威尔逊光电仪器有限公司                               |      |
| XH1359 | 一次性使用活组织取样钳    | WS                                                   | WS-1810BU                                      | 上海威尔逊光电仪器有限公司                               |      |
| XH1360 | WS型一次性使用内镜细胞刷  | WS                                                   | WS-1810XA                                      | 上海威尔逊光电仪器有限公司                               |      |
| XH1361 | 一次性使用活组织取样钳    | ws                                                   | WS-2416BT                                      | 上海威尔逊光电仪器有限公司                               |      |

| 流水号    | 产品名称          | 产品规格                                                | 产品型号                                                         | 生产企业                                    | 挂网企业 |
|--------|---------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| XH1362 | 一次性使用活组织取样钳   | WS                                                  | WS-2416BU                                                    | 上海威尔逊光电仪器有限公司                           |      |
| XH1363 | 一次性使用活组织取样钳   | WS                                                  | WS-2416BW                                                    | 上海威尔逊光电仪器有限公司                           |      |
| XH1364 | WS型一次性使用内镜细胞刷 | WS                                                  | WS-2416XA                                                    | 上海威尔逊光电仪器有限公司                           |      |
| XH1365 | 一次性使用活组织取样钳   | WS                                                  | WS-2422BT                                                    | 上海威尔逊光电仪器有限公司                           |      |
| XH1366 | WS型一次性使用内镜细胞刷 | WS                                                  | WS-2422XA                                                    | 上海威尔逊光电仪器有限公司                           |      |
| XH1367 | 一次性使用活组织取样钳   | WS                                                  | WS-2423BU                                                    | 上海威尔逊光电仪器有限公司                           |      |
| XH1368 | 一次性使用活组织取样钳   | WS                                                  | WS-2423BW                                                    | 上海威尔逊光电仪器有限公司                           |      |
| XH1371 | 息肉切除术圈套器      | X-小，椭圆形，Olympus 外径：<br>2.3mm，长度230cm                | 478                                                          | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc. |      |
| XH1373 | 胆道支架          | /                                                   | ZIB6-40-8-6.0\$ZIB6-40-8-8.0\$ZIB6-40-10-6.0\$ZIB6-40-10-8.0 | 爱尔兰Cook Ireland Ltd.（库克爱尔兰公司）           |      |
| XH1381 | 胃管（灌洗）        | 不附胃镜咬口器\$8mm（24Fr）<br>\$9.33mm（28Fr）\$10.67mm（32Fr） | I02255\$I02257\$I02259                                       | 中国台湾太平洋医材股份有限公司                         |      |
| XH1387 | 导丝            | 长度260cm；直径0.035inch                                 |                                                              | 德国MTW-Endoskopie W.Haag KG              |      |
| XH1388 | 导丝            | 长度400cm；直径0.025inch                                 |                                                              | 德国MTW-Endoskopie W.Haag KG              |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格                 | 产品型号                                                        | 生产企业                       | 挂网企业 |
|--------|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| XH1389 | 导丝         | 长度400cm； 直径0.035inch | 150\$MTN-CF-S-28-<br>150\$MTN-CG-S-28-<br>150\$MTN-CH-S-28- | 德国MTW-Endoskopie W.Haag KG |      |
| XH1390 | 导丝         | 长度400cm； 直径0.035inch |                                                             | 德国MTW-Endoskopie W.Haag KG |      |
| XH1391 | 导丝         | 长度400cm； 直径0.035inch |                                                             | 德国MTW-Endoskopie W.Haag KG |      |
| XH1392 | 导丝         | 长度400cm； 直径0.035inch |                                                             | 德国MTW-Endoskopie W.Haag KG |      |
| XH1393 | 导丝         | 长度400cm； 直径0.035inch |                                                             | 德国MTW-Endoskopie W.Haag KG |      |
| XH1394 | 导丝         | 长度460cm； 直径0.025inch | 150\$MTN-CD-S-26-<br>150\$MTN-CE-S-26-<br>150\$MTN-CF-S-26- | 德国MTW-Endoskopie W.Haag KG |      |
| XH1395 | 导丝         | 长度460cm； 直径0.035inch | 150\$MTN-CB-S-24-<br>150\$MTN-CC-S-24-<br>150\$MTN-CD-S-24- | 德国MTW-Endoskopie W.Haag KG |      |
| XH1396 | 导丝         | 长度460cm； 直径0.035inch | 160\$MTN-CB-S-20-<br>160\$MTN-CC-S-20-<br>160\$MTN-CD-S-20- | 德国MTW-Endoskopie W.Haag KG |      |
| XH1397 | 一次性使用活体取样钳 | 肠镜 齿口 带针             |                                                             | 扬州富达医疗器械有限公司               |      |
| XH1398 | 一次性使用活体取样钳 | 肠镜 齿口 无针             | 100\$MTN-CH-S-20-<br>100\$MTN-CA-S-22-<br>100\$MTN-CB-S-22- | 扬州富达医疗器械有限公司               |      |
| XH1399 | 一次性使用活体取样钳 | 肠镜 平口 带针             | 110\$MTN-CB-S-20-<br>110\$MTN-CC-S-20-<br>110\$MTN-CD-S-20- | 扬州富达医疗器械有限公司               |      |
| XH1400 | 一次性使用活体取样钳 | 肠镜 平口 无针             | 100\$MTN-CF-S-28-<br>100\$MTN-CG-S-28-<br>100\$MTN-CH-S-28- | 扬州富达医疗器械有限公司               |      |

| 流水号    | 产品名称            | 产品规格                                               | 产品型号                                                                    | 生产企业                                       | 挂网企业           |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|
| XH1401 | 一次性使用活体取样钳      | 肠镜 平口 无针                                           |                                                                         | 扬州富达医疗器械有限公司                               |                |
| XH1402 | 医用升温毯（海明体表加温毯）  | 成人型，儿童型                                            | SHWT-B                                                                  | 天津海明医疗用品有限公司                               |                |
| XH1403 | 息肉切除术圈套器        | 大号，椭圆形，Olympud 外径：2.3mm，长度：230cm                   | 963                                                                     | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc.    |                |
| XH1404 | 息肉切除术圈套器        | 大号，椭圆形，Olympus 外径：2.3mm，长度：230cm                   | 472                                                                     | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc.    |                |
| XH1405 | 息肉切除术圈套器        | 大号，椭圆形，Olympus 外径：2.3mm，长度：230cm                   | 977                                                                     | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc.    |                |
| XH1406 | 弹簧导丝            | 弹簧导丝                                               | G / W1.09mm<br>(0.043" ) 2300T\$G /<br>W1.09mm (0.043" )                | 大连库利艾特医疗制品有限公司                             | 大连库利艾特医疗制品有限公司 |
| XH1407 | 取石球囊导管          | 导管长度200cm，双腔适用导丝，适用2.8mm以上直径通道。                    | 140\$MTN-CB-S-28-<br>140\$MTN-CC-S-28-<br>140\$MTN-CD-S-28-             | 德国 ENDO-FLEX GmbH                          |                |
| XH1408 | 取石球囊导管          | 导管长度200cm，双腔适用导丝，适用2.8mm以上直径通道。                    | 140\$MTN-CD-S-30-<br>140\$MTN-CE-S-30-<br>140\$MTN-CF-S-30-             | 德国 ENDO-FLEX GmbH                          |                |
| XH1410 | 硬化剂注射针          | 导管直径1.8mm，导管长度120cm，针头直径0.7mm，针头长度8mm，耐高温高压消毒\$导管直 | T2518-A8\$T2518-<br>A12\$T2518-A15\$T2522-<br>A8\$T2522-A12\$T2522-     | 德国 ENDO-FLEX GmbH                          |                |
| XH1411 | 硬化剂注射针          | 导管直径2.3mm，导管长度160cm，针头直径0.9mm，针头长度4mm，耐高温高压消毒\$导管直 | T2622-B4\$T2622-<br>C4\$T2622-G4\$T2622-<br>M4\$T2622-B6\$T2622-        | 德国 ENDO-FLEX GmbH                          |                |
| XH1412 | 硬化剂注射针          | 导管直径2.6mm，导管长度160cm，针头直径0.9mm，针头长度6mm，耐高温高压消毒\$导管直 | T272610-B\$T272610-<br>C\$T272610-G\$T272620-<br>B\$T272620-C\$T272620- | 德国 ENDO-FLEX GmbH                          |                |
| XH1413 | 泌尿导丝（商品名：Zebra） | 导丝长度150cm，直径：0.025in\$导丝长度150cm，直径：0.032i          |                                                                         | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |                |

| 流水号    | 产品名称                 | 产品规格                                               | 产品型号                                                             | 生产企业                                    | 挂网企业           |
|--------|----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|
| XH1447 | 人体管腔内支架（覆膜防返流食道支架）   | 覆膜防返流                                              | LZ II                                                            | 北京龙舟飞渡记忆合金应用研究所                         |                |
| XH1452 | 人体管腔内支架（食道支架节段覆膜防返流） | 节段防返流                                              | LZ II                                                            | 北京龙舟飞渡记忆合金应用研究所                         |                |
| XH1456 | 内窥镜用结扎器              | 六连发                                                | 多环连发式                                                            | 天津市天医医用生物材料研究有限公司                       |                |
| XH1457 | 人体管腔内支架（食道支架覆膜支架）    | 普通覆膜                                               | LZ II                                                            | 北京龙舟飞渡记忆合金应用研究所                         |                |
| XH1460 | 亲水性导丝                | 亲水性导丝                                              | G / W1.14mm<br>(0.045" ) 3000T\$G /<br>W1.14mm (0.045" )         | 大连库利艾特医疗制品有限公司                          | 大连库利艾特医疗制品有限公司 |
| XH1464 | 扩张球囊导管               | 3411230                                            | 3411230                                                          | 德国 ENDO-FLEX GmbH                       |                |
| XH1465 | 息肉切除术圈套器             | 软圈套器，中号，椭圆形，Olympus 外径：2.3mm，长度：230cm              | 462                                                              | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc. |                |
| XH1466 | 乳头切开刀                | 三腔20mm带绝缘涂层，一次性使用\$三腔25mm带绝缘涂层，一次性使用\$三腔30mm带绝缘涂层， | OE1002220TRLC\$OE1002225TRLC\$OE1002230TRLC\$OE1042220TRLC\$OE10 | 德国 ENDO-FLEX GmbH                       |                |
| XH1467 | 乳头切开刀                | 三腔20mm单丝，次性使用\$三腔25mm单丝，次性使用\$三腔30mm单丝，次性使用        | OE1002220TRL-M\$OE1002225TRL-M\$OE1002230TRL-                    | 德国 ENDO-FLEX GmbH                       |                |
| XH1468 | 乳头切开刀(双腔)            | OE1042225DLC                                       | OE1042225DLC                                                     | 德国 ENDO-FLEX GmbH                       |                |
| XH1469 | 乳头切开刀(三腔)            | OE1042225TRL                                       | OE1042225TRL                                                     | 德国 ENDO-FLEX GmbH                       |                |
| XH1470 | 结石移除球囊导管             | 三腔结石移除球囊导管，上注射球囊球囊外径：11.5（+1.5/-1），容量：1.5 导管外径：7-  | 7124                                                             | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc. |                |



| 流水号    | 产品名称     | 产品规格                                                 | 产品型号                                              | 生产企业                                    | 挂网企业 |
|--------|----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| XH1471 | 结石移除球囊导管 | 三腔结石移除球囊导管，上注射球囊球囊外径：15（+1 / - 1），容量：3.5 导管外径：7-     | 7125                                              | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc. |      |
| XH1472 | 结石移除球囊导管 | 三腔结石移除球囊导管，上注射球囊球囊外径：8.5（+1.5 / - 1），容量：0.75 导管外径：7- | 7123                                              | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc. |      |
| XH1473 | 结石移除球囊导管 | 三腔结石移除球囊导管，下注射球囊球囊外径：11.5（+1.5 / - 1），容量：1.5 导管外径：7- | 7144                                              | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc. |      |
| XH1474 | 结石移除球囊导管 | 三腔结石移除球囊导管，下注射球囊球囊外径：15（+1 / - 1），容量：3.5 导管外径：7-     | 7145                                              | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc. |      |
| XH1475 | 结石移除球囊导管 | 三腔结石移除球囊导管，下注射球囊球囊外径：8.5（+1.5 / - 1），容量：0.75 导管外径：7- | 7143                                              | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc. |      |
| XH1476 | 内窥镜用结扎器  | 十八连发                                                 | 多环连发式                                             | 天津市天医医用生物材料研究有限公司                       |      |
| XH1477 | 内窥镜用结扎器  | 十二连发                                                 | 多环连发式                                             | 天津市天医医用生物材料研究有限公司                       |      |
| XH1478 | 息肉切除器    | 适配手柄                                                 | 620300\$621300                                    | 德国 ENDO-FLEX GmbH                       |      |
| XH1479 | 息肉切除器    | 适用管道大于等于2.8mm（直径2.3mm），绝缘头，耐高温高压消毒，长度180cm\$适用管道大    | OK3022-C\$OK3022-G\$OK3122-C\$OK3122-G\$OK342205- | 德国 ENDO-FLEX GmbH                       |      |
| XH1480 | 息肉切除器    | 适用管道大于等于2.8mm（直径2.3mm），半月型，40mm，标准头，耐高温高压消毒，长度       | OK652240-C\$OK652240-G\$OK652260-C\$OK652260-G    | 德国 ENDO-FLEX GmbH                       |      |
| XH1481 | 息肉切除器    | 适用管道大于等于2.8mm（直径2.3mm），半月型，40mm，绝缘头，耐高温高压消毒，长度       | OK6522401-C\$OK6522401-G\$OK6522601-              | 德国 ENDO-FLEX GmbH                       |      |
| XH1482 | 息肉切除器    | 适用管道大于等于2.8mm（直径2.3mm），标准头，耐高温高压消毒，长度180cm\$适用管道大于   | OK3222-C\$OK3222-G\$OK3322-C\$OK3322-G\$OK342215- | 德国 ENDO-FLEX GmbH                       |      |

| 流水号    | 产品名称  | 产品规格                                                 | 产品型号                                                             | 生产企业              | 挂网企业 |
|--------|-------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| XH1483 | 息肉切除器 | 适用管道大于等于2.8mm（直径2.3mm），标准头，管鞘可拆开清洗，耐高温高压消毒，长度        | 3222-C\$3222-G\$3322-C\$3322-G\$342215-C\$342215-G\$342216-      | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH1484 | 息肉切除器 | 适用管道大于等于2.8mm（直径2.3mm），绝缘头，管鞘可拆开清洗，耐高温高压消毒，长度        | 3022-C\$3022-G\$3122-C\$3122-G\$342205-C\$342205-G\$342206-      | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH1485 | 息肉切除器 | 适用管道大于等于2.8mm（直径2.3mm），可旋转，椭圆单线型，15mm一次性使用，长度        | NOE342214M-C\$NOE342214M-G\$NOE342214M-                          | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH1486 | 息肉切除器 | 适用管道大于等于2.8mm（直径2.3mm），可旋转，椭圆型，15mm一次性使用，长度180cm\$适  | NOE342214-C\$NOE342214-G\$NOE342214-                             | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH1487 | 息肉切除器 | 适用管道大于等于2.8mm（直径2.3mm），椭圆型，25mm，耐高温高压消毒，长度180cm\$适用管 | OK342237-C\$OK342237-G\$OK342267-C\$OK342267-G                   | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH1488 | 息肉切除器 | 适用管道大于等于2.8mm（直径2.3mm），旋转式，标准头，管鞘可拆开清洗，耐高温高压消        | D3222-C\$D3222-G\$D3322-C\$D3322-G\$D342215-C\$D342215-          | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH1489 | 息肉切除器 | 适用管道大于等于2.8mm（直径2.3mm），旋转式，绝缘头，管鞘可拆开清洗，耐高温高压消        | D3022-C\$D3022-G\$D3122-C\$D3122-G\$D342205-C\$D342205-          | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH1490 | 息肉切除器 | 适用管道大于等于2.8mm（直径2.3mm），一次性使用，长度180cm\$适用管道大于等于15mm   | NOE372214-C\$NOE372214-G\$NOE342214-                             | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH1503 | 乳头切开刀 | 双腔，针刀\$耐高温高压消毒。                                      | OK11018N-DL\$OK11222FD                                           | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH1504 | 乳头切开刀 | 双腔20mm单丝，一次性使用\$双腔25mm单丝，一次性使用\$双腔30mm单丝，一次性使用       | OE1002220DL-M\$OE1002225DL-M\$OE1002230DL-                       | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH1505 | 乳头切开刀 | 双腔20mm绝缘涂层，一次性使用\$双腔25mm绝缘涂层，一次性使用\$双腔30mm绝缘涂层，一次性   | OE1002220DLC\$OE1002225DLC\$OE1002230DLC\$OE1042220DLC\$OE104222 | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH1506 | 乳头切开刀 | 双腔20mm耐高温高压消毒\$双腔25mm耐高温高压消毒\$双腔30mm耐高温高压消毒          | OK1002220DL\$OK1002225DL\$OK1002230DL\$OK1032225DL\$             | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |

| 流水号    | 产品名称                          | 产品规格                                                             | 产品型号                                                              | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| XH1507 | 结石移除球囊导管                      | 双腔结石移除球囊导管，标准球囊外径：11.5（+1.5 / -1），容量：1.5 导管外径：7F /               | 637                                                               | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc.    |      |
| XH1508 | 结石移除球囊导管                      | 双腔结石移除球囊导管，标准球囊外径：15（+1 / -1），容量：3.5 导管外径：7F /                   | 638                                                               | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc.    |      |
| XH1509 | 结石移除球囊导管                      | 双腔结石移除球囊导管，锥形球囊外径：11.5（+1.5 / -1），容量：1.5 导管外径：7-5F /             | 646                                                               | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc.    |      |
| XH1510 | 结石移除球囊导管                      | 双腔结石移除球囊导管，锥形球囊外径：15（+1 / -1），容量：3.5 导管外径：7-5F / 2.3-            | 647                                                               | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc.    |      |
| XH1511 | 结石移除球囊导管                      | 双腔结石移除球囊导管，锥形球囊外径：8.5（+1.5 / -1），容量：0.75 导管外径：7-5F /             | 635                                                               | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc.    |      |
| XH1513 | 泌尿导丝（商品名：Sensor）              | 外径：0.035in，长度：150cm\$<br>外径：0.038in，长度：150cm                     | M0066703011\$M0066703021\$M0066703051\$M0066703061\$M0066703081\$ | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |
| XH1514 | 泌尿导丝（商品名：Amplatz Super Stiff） | 外径：0.035in / 0.889mm；总长度：145cm；尖端构型：7cm直型\$外径：0.038in / 0.965mm； | M0066401041\$M0066401051\$M0066401061\$M0066401071\$M0066401081\$ | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |
| XH1521 | 一次性使用活体取样钳                    | 胃镜 齿口 带针                                                         | MTN-CB-S-24-100\$MTN-CC-S-24-100\$MTN-CD-S-24-100\$MTN-CE-S-      | 扬州富达医疗器械有限公司                               |      |
| XH1522 | 一次性使用活体取样钳                    | 胃镜 齿口 无针                                                         |                                                                   | 扬州富达医疗器械有限公司                               |      |
| XH1523 | 一次性使用活体取样钳                    | 胃镜 平口 带针                                                         |                                                                   | 扬州富达医疗器械有限公司                               |      |
| XH1524 | 一次性使用活体取样钳                    | 胃镜 平口 无针                                                         | 100\$MTN-CH-S-30-100\$MTN-CA-S-18-110\$MTN-CB-S-18-               | 扬州富达医疗器械有限公司                               |      |
| XH1526 | 息肉切除术圈套器                      | 小（迷你），椭圆形，Olympus 外径：2.3mm，长度：230cm                              | 464                                                               | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc.    |      |

| 流水号    | 产品名称     | 产品规格                                               | 产品型号                                                            | 生产企业                                    | 挂网企业 |
|--------|----------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| XH1527 | 息肉切除术圈套器 | 小（迷你），椭圆形，Olympus<br>外径：2.3mm，长度：230cm             | 978                                                             | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc. |      |
| XH1528 | 息肉切除术圈套器 | 小（迷你），椭圆形，Olympus<br>外径：2.3mm，长度230cm              | 476                                                             | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc. |      |
| XH1530 | 乳头预切开刀   | 预切开类型，三腔20mm一次性使用\$预切开类型，三腔25mm一次性使用\$预切开类型，三腔30mm | OE1022220TRL\$OE102225TRL\$OE1022230TRL\$OE1022220TRLC\$OE10222 | 德国 ENDO-FLEX GmbH                       |      |
| XH1531 | 乳头预切开刀   | 预切开类型，双腔20mm一次性使用\$预切开类型，双腔25mm一次性使用\$预切开类型，双腔30mm | OE1022220DL\$OE102225DL\$OE1022230DL\$OE1022220DLC\$OE102225DL  | 德国 ENDO-FLEX GmbH                       |      |
| XH1532 | 圈套器      | 圆形，X=25mm，Y=50mm，直径2.3mm，直径230cm                   | 99052012235MW                                                   | 德国MTW-Endoskopie W.Haag KG              |      |
| XH1533 | 圈套器      | 圆形，X=25mm，Y=55mm，直径2.3mm，长度230cm                   | 99052012242TW                                                   | 德国MTW-Endoskopie W.Haag KG              |      |
| XH1534 | 圈套器      | 圆形，X=30mm，Y=55mm，直径2.3mm，长度250cm                   | 99054011232                                                     | 德国MTW-Endoskopie W.Haag KG              |      |
| XH1535 | 乳头切开刀    | 针刀\$耐高温高压消毒。                                       | OK11018SP\$OK11018N\$OK11118\$OK11218\$OK11122\$OK11422         | 德国 ENDO-FLEX GmbH                       |      |
| XH1536 | 乳头切开刀    | 针刀，一次性使用。                                          | OE11018SP3\$OE11018N3\$OE11018N-DL                              | 德国 ENDO-FLEX GmbH                       |      |
| XH1537 | 硬化剂注射针   | 针芯直径0.5mm，外管直径1.75mm，有效长180cm                      | 910518211                                                       | 美国Medivators. Inc                       |      |
| XH1538 | 硬化剂注射针   | 针芯直径0.7mm，外管直径1.75mm，有效长280cm                      | 910728111                                                       | 美国Medivators. Inc                       |      |
| XH1539 | 硬化剂注射针   | 针芯直径0.7mm，外管直径2.35mm，有效长180cm                      | 910718212                                                       | 美国Medivators. Inc                       |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格                                                  | 产品型号                                                          | 生产企业              | 挂网企业 |
|--------|------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|------|
| XH1540 | 硬化剂注射针     | 针芯直径0.7mm，外管直径2.35mm，有效长230cm                         | 0910723212AS                                                  | 美国Medivators. Inc |      |
| XH1541 | 硬化剂注射针     | 针芯直径0.7mm，外管直径2.35mm，有效长280cm                         | 910728212                                                     | 美国Medivators. Inc |      |
| XH1542 | 硬化剂注射针     | 针芯直径1.0mm，外管直径2.35mm，有效长180cm                         | 911018212                                                     | 美国Medivators. Inc |      |
| XH1553 | 支架系统       | 支架直径18mm，架长度60mm带释放器\$支架直径20mm，架长度60mm带释放器\$支架直径22mm， | DOU-0-18-60\$DOU-0-18-80\$DOU-0-18-100\$DOU-0-20-60\$DOU-     | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH1554 | 支架系统       | 支架直径18mm，架长度60mm带释放器\$支架直径20mm，架长度60mm带释放器\$支架直径22mm， | DOU-1-18-60\$DOU-1-18-80\$DOU-1-18-100\$DOU-1-20-60\$DOU-     | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH1555 | 支架系统       | 支架直径18mm，支架长度80mm带释放器\$支架直径20mm，支架长度80mm带释放器\$支架直径    | ESO-1-18-80\$ESO-1-18-100\$ESO-1-18-120\$ESO-1-18-            | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH1556 | 支架系统       | 支架直径18mm，支架长度80mm带释放器\$支架直径20mm，支架长度80mm带释放器\$支架直径    | ESO-2-18-80\$ESO-2-18-100\$ESO-2-18-120\$ESO-2-18-            | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH1557 | 支架系统       | 支架直径28mm，支架长度60mm带释放器\$支架直径30mm，支架长度60mm带释放器\$支架直径    | BIL-0-8-60\$BIL-0-8-80\$BIL-0-10-60\$BIL-0-10-80\$BIL-0-8-60- | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH1558 | 支架系统       | 支架直径28mm，支架长度60mm带释放器\$支架直径30mm，支架长度60mm带释放器\$支架直径    | COL-0-28-60\$COL-0-28-80\$COL-0-28-100\$COL-0-30-60\$COL-     | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH1559 | 支架系统       | 支架直径28mm，支架长度60mm带释放器\$支架直径30mm，支架长度60mm带释放器\$支架直径    | COL-1-28-60\$COL-1-28-80\$COL-1-28-100\$COL-1-30-60\$COL-     | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH1560 | 支架系统       | 支架直径8mm，支架长度60mm带释放器\$支架直径10mm，支架长度60mm带释放器\$支架直径8mm， | BIL-1-8-60\$BIL-1-8-80\$BIL-1-10-60\$BIL-1-10-80\$BIL-1-8-60- | 德国 ENDO-FLEX GmbH |      |
| XH1561 | 一次性使用活体取样钳 | 支气管镜 平口 无针                                            |                                                               | 扬州富达医疗器械有限公司      |      |

| 流水号    | 产品名称           | 产品规格                                                                                                  | 产品型号                                                | 生产企业                                    | 挂网企业 |
|--------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| XH1564 | 胆道覆膜支架         | 直径: 10mm 长度: 60mm\$直径: 10mm 长度: 80mm                                                                  | BS1006F\$BS1008F\$BS1006B\$BS1008B                  | 韩国Taewoong medical Co., Ltd             |      |
| XH1567 | 幽门 / 十二指肠无覆膜支架 | 直径: 18mm , 长度: 80mm\$直径: 22mm, 长度: 80mm\$直径: 24mm, 长度: 80mm\$直径: 18mm                                 |                                                     | 韩国Taewoong medical Co., Ltd             |      |
| XH1569 | 食道覆膜支架         | 直径: 20mm 长度: 150mm                                                                                    | EA2015FD                                            | 韩国Taewoong medical Co., Ltd             |      |
| XH1570 | 结肠无覆膜支架        | 直径: 22mm, 长度: 80mm\$直径: 24mm, 长度: 80mm\$直径: 22mm, 长度: 100mm\$直径: 22mm, 长度: 100mm\$直径: 22mm, 长度: 100mm | 160\$MTN-CF-S-24-160\$MTN-CG-S-24-160\$MTN-CH-S-24- | 韩国Taewoong medical Co., Ltd             |      |
| XH1571 | 支架系统           | 直径18mm, 长度80mm带释放器\$直径20mm, 长度80mm带释放器\$直径24mm, 长度80mm带释放器\$                                          | ESO-0-18-80\$ESO-0-18-100\$ESO-0-18-120\$ESO-0-18-  | 德国 ENDO-FLEX GmbH                       |      |
| XH1572 | 圈套器            | 直径2.2mm, 长度230cm, 圆形, X=20mm, Y=45mm                                                                  | 99052012225MW                                       | 德国MTW-Endoskopie W.Haag KG              |      |
| XH1573 | 圈套器            | 直径2.2mm, 长度230cm, 圆形, X=25mm, Y=50mm                                                                  | 99052012235ES                                       | 德国MTW-Endoskopie W.Haag KG              |      |
| XH1574 | 圈套器            | 直径2.3mm, 长度230cm, 圆形, X=15mm, Y=30mm                                                                  | 99052012202TW                                       | 德国MTW-Endoskopie W.Haag KG              |      |
| XH1575 | 圈套器            | 直径2.3mm, 长度230cm, 圆形, X=20mm, Y=45mm                                                                  | 99052012212TW                                       | 德国MTW-Endoskopie W.Haag KG              |      |
| XH1576 | 圈套器            | 直径2.3mm, 长度230cm, 圆形, X=30mm, Y=45mm                                                                  | 99052012232TW                                       | 德国MTW-Endoskopie W.Haag KG              |      |
| XH1577 | 圈套器            | 直径2.3mm, 长度230cm, 圆形, X=30mm, Y=50mm                                                                  | 99052012234TW                                       | 德国MTW-Endoskopie W.Haag KG              |      |
| XH1579 | 息肉切除术圈套器       | 中号, 六角形, Olympus 外径: 2.3mm, 长度230cm                                                                   | 959                                                 | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                       | 产品型号                                                      | 生产企业                                    | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| XH1580 | 息肉切除术圈套器                     | 中号, 椭圆形, Microvasive 外径: 2.3mm, 长度: 230cm                  | 466                                                       | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc. |      |
| XH1581 | 息肉切除术圈套器                     | 中号, 椭圆形, Olympus 外径: 2.3mm, 长度: 230cm                      | 474                                                       | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc. |      |
| XH1582 | 息肉切除术圈套器                     | 中号, 椭圆形, Olympus 外径: 2.3mm, 长度: 230cm                      | 983                                                       | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc. |      |
| XH1583 | 息肉切除术圈套器                     | 中号, 椭圆形, Olympus 外径: 2.3mm, 长度230cm                        | 965                                                       | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc. |      |
| XH1584 | 息肉切除术圈套器                     | 中号, 新月形, Olympus 外径: 2.3mm, 长度: 230cm                      | 957                                                       | 美国 ConMed Endoscopic Technologies, Inc. |      |
| XH1587 | 靛胭脂黏膜染色剂                     | MTN-DYZ-15                                                 | MTN-DYZ-15                                                | 南京微创医学科技股份有限公司                          |      |
| XH1590 | 内镜食道静脉曲张套扎器                  | 装置1个, 0形环板一枚 (0形环8个)                                       | MD-48709\$MD-48710                                        | 日本 秋田住友电木株式会社                           |      |
| XY0175 | 穿刺针                          | 15G长针固定翼\$16G长针固定翼\$17G长针固定翼\$15G短针旋转翼\$16G短针旋转翼\$17G短针旋转翼 | BT-110B\$BT-111B\$BT-112B\$BT-110C\$BT-111C\$BT-112C\$BT- | 台湾邦拓生物科技股份有限公司                          |      |
| XY0288 | 透析粉                          | TF- I                                                      |                                                           | 北京联合捷然生物科技有限公司                          |      |
| XY0289 | 透析粉                          | TF- II                                                     |                                                           | 北京联合捷然生物科技有限公司                          |      |
| XY0343 | DIACAP超净滤器                   | DIACAP ULTRA DIALYSIS FLUID FILTER                         | 7107365                                                   | 德国B.Braun Medizintechnologie GmbH       |      |
| XY0352 | 一次性使用血液灌流器 (商品名: 一次性使用树脂吸附柱) | 260ml                                                      | ZX-260                                                    | 廊坊市爱尔血液净化器材厂                            |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                                   | 产品型号                                                    | 生产企业                                                    | 挂网企业       |
|--------|----------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|
| XY0463 | 血浆过滤器                      | Prisma TPE 2000 Set                    | Prisma TPE 2000 Set                                     | 法国GAMBRO INDUSTRIES                                     |            |
| XY0516 | 血液透析导管（双腔 成人直型）            | 双腔11.5F标准装直型（成人）\$<br>双腔11.5F复合装直型（成人） | FH-2114s（11.5F*13cm<br>标准装直型）\$FH-<br>2115s（11.5F*16cm标 | 佛山市南海百合医疗科技有限公司                                         |            |
| XY0517 | 血液透析导管（双腔 成人弯型）            | 双腔11.5F标准装弯型（成人）\$<br>双腔11.5F复合装弯型（成人） | FH-2114Ws<br>（11.5F*13cm标准装弯<br>型）\$FH-2115Ws           | 佛山市南海百合医疗科技有限公司                                         |            |
| XY0617 | 一次性使用透析护理包                 | 常规                                     | 常规                                                      | 扬州市龙虎医疗器械厂                                              | 扬州市龙虎医疗器械厂 |
| XY0671 | 一次性使用血液灌流器                 | Adsorba 300C                           | Adsorba 300C                                            | 德国Gambro Dialysatoren GmbH                              |            |
| XY0711 | 中心静脉导管（临时血透导管）             | 12Fr*20cm（12，12，16Ga）                  | CS-15123-F                                              | 美国Arrow International, Inc                              |            |
| XY0807 | 瑞那霖TM消毒液                   | 5L / 瓶，4瓶 / 箱                          | 瑞那霖TM消毒液                                                | 广州市君禾实业有限公司                                             |            |
| XY0808 | 瑞那霖TM消毒液                   | 10L / 桶，2桶 / 箱                         | 瑞那霖TM消毒液                                                | 广州市君禾实业有限公司                                             |            |
| XY0871 | 中空纤维透析器                    | Polyflux 14L                           | Polyflux 14L                                            | 德国Gambro Dialysatoren GmbH                              |            |
| XY0901 | 持续徐缓式血液滤过器                 | EXCELFL0 AEF-10                        | EXCELFL0 AEF-10                                         | 日本Asahi Kasei Kuraray Medical Co., Ltd.（日本旭化成可乐丽医疗株式会社） |            |
| XY0921 | 血浆分离器                      | PF1000N                                | PF1000N                                                 | 德国Gambro Dialysatoren GmbH                              |            |
| XY0977 | Multifiltrate Cassette管路系统 | Multifiltrate Cassette                 | Multifiltrate Cassette                                  | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA                  |            |



| 流水号    | 产品名称          | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业                       | 挂网企业 |
|--------|---------------|-------------|-------------|----------------------------|------|
| XY0981 | 血液透析 / 滤过器    | 1.3膜面积      | TS-1.3S     | 日本Toray Medical Co. , Ltd. |      |
| XY0982 | 血液透析 / 滤过器    | 1.6膜面积      | TS-1.6SL    | 日本Toray Medical Co. , Ltd. |      |
| XY1138 | 血路管           | 90-E4C      | CBL-E       | 金宝医疗器材（上海）有限公司             |      |
| XY1239 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-006-21 | iL01-006-21 | 大连JMS医疗器具有限公司              |      |
| XY1246 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-015-02 | iL01-015-02 | 大连JMS医疗器具有限公司              |      |
| XY1247 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-015-03 | iL01-015-03 | 大连JMS医疗器具有限公司              |      |
| XY1248 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL11-001-01 | iL11-001-01 | 大连JMS医疗器具有限公司              |      |
| XY1249 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL11-001-02 | iL11-001-02 | 大连JMS医疗器具有限公司              |      |
| XY1250 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-010-00 | iL01-010-00 | 大连JMS医疗器具有限公司              |      |
| XY1251 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-016-01 | iL01-016-01 | 大连JMS医疗器具有限公司              |      |
| XY1252 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-005-03 | iL01-005-03 | 大连JMS医疗器具有限公司              |      |
| XY1253 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL11-005-00 | iL11-005-00 | 大连JMS医疗器具有限公司              |      |

| 流水号    | 产品名称          | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|---------------|-------------|-------------|---------------|------|
| XY1254 | 血液净化装置的体外循环水路 | iL15-611-00 | iL15-611-00 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1255 | 血液净化装置的体外循环水路 | iL15-611-01 | iL15-611-01 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1256 | 血液净化装置的体外循环水路 | iL15-611-03 | iL15-611-03 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1257 | 血液净化装置的体外循环水路 | iL11-016-00 | iL11-016-00 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1258 | 血液净化装置的体外循环水路 | iL11-016-02 | iL11-016-02 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1259 | 血液净化装置的体外循环水路 | iL11-016-03 | iL11-016-03 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1260 | 血液净化装置的体外循环水路 | iL11-016-04 | iL11-016-04 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1261 | 血液净化装置的体外循环水路 | iS01-018-00 | iS01-018-00 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1262 | 血液净化装置的体外循环水路 | iS01-018-01 | iS01-018-01 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1263 | 血液净化装置的体外循环水路 | iS01-018-02 | iS01-018-02 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1264 | 血液净化装置的体外循环水路 | iS01-004-02 | iS01-004-02 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1265 | 血液净化装置的体外循环水路 | iS11-004-00 | iS11-004-00 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称          | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|---------------|-------------|-------------|---------------|------|
| XY1266 | 血液净化装置的体外循环血路 | iS11-004-01 | iS11-004-01 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1267 | 血液净化装置的体外循环血路 | iS11-004-04 | iS11-004-04 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1268 | 血液净化装置的体外循环血路 | iS11-004-05 | iS11-004-05 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1269 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-006-00 | iL01-006-00 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1270 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-006-01 | iL01-006-01 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1271 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-006-02 | iL01-006-02 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1272 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-006-03 | iL01-006-03 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1273 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-006-04 | iL01-006-04 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1274 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-006-05 | iL01-006-05 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1275 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-006-06 | iL01-006-06 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1276 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-006-07 | iL01-006-07 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY1277 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-006-08 | iL01-006-08 | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称          | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业           | 挂网企业 |
|--------|---------------|-------------|-------------|----------------|------|
| XY1278 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-006-09 | iL01-006-09 | 大连JMS医疗器具有限公司  |      |
| XY1279 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-006-10 | iL01-006-10 | 大连JMS医疗器具有限公司  |      |
| XY1280 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-006-11 | iL01-006-11 | 大连JMS医疗器具有限公司  |      |
| XY1281 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-006-12 | iL01-006-12 | 大连JMS医疗器具有限公司  |      |
| XY1282 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-006-18 | iL01-006-18 | 大连JMS医疗器具有限公司  |      |
| XY1283 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-006-19 | iL01-006-19 | 大连JMS医疗器具有限公司  |      |
| XY1284 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-006-20 | iL01-006-20 | 大连JMS医疗器具有限公司  |      |
| XY1285 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-006-23 | iL01-006-23 | 大连JMS医疗器具有限公司  |      |
| XY1286 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-015-00 | iL01-015-00 | 大连JMS医疗器具有限公司  |      |
| XY1287 | 血液净化装置的体外循环血路 | iL01-015-01 | iL01-015-01 | 大连JMS医疗器具有限公司  |      |
| XY1368 | 透析粉           | TF系列        | TF-II-1     | 北京联合捷然生物科技有限公司 |      |
| XY1369 | 透析粉           | TF系列        | TF-II-2     | 北京联合捷然生物科技有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称           | 产品规格                                         | 产品型号                                           | 生产企业                  | 挂网企业 |
|--------|----------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|------|
| XY1370 | 透析粉            | TF系列                                         | TF-II-3                                        | 北京联合捷然生物科技有限公司        |      |
| XY1371 | 透析粉            | TF系列                                         | TF-II-4                                        | 北京联合捷然生物科技有限公司        |      |
| XY1372 | 透析粉            | TF系列                                         | TF-II-1                                        | 北京联合捷然生物科技有限公司        |      |
| XY1373 | 透析粉            | TF系列                                         | TF-II-4                                        | 北京联合捷然生物科技有限公司        |      |
| XY1375 | 血液透析管及附件       | Permcath Chronic Silicone Oval Catheter 36cm | 8815132001                                     | 美国 Covidien llc       |      |
| XY1378 | 一次性使用腹透管钛接头    | T33                                          | C-1                                            | 上海百洛普医疗科技有限公司         |      |
| XY1381 | 一次性使用空心纤维血液滤过器 | LSL120 (1.2m2)                               | LSL120 (1.2m2)                                 | 常州市朗生医疗器械工程有限公司       |      |
| XY1382 | 一次性使用空心纤维血液滤过器 | LSL140 (1.4m2)                               | LSL140 (1.4m2)                                 | 常州市朗生医疗器械工程有限公司       |      |
| XY1391 | 一次性使用动静脉瘘穿刺针   | 16G*25*300                                   | 7026420N (规格 16Gx25x300 旋转翼)<br>\$7023004N (规格 | 德国 B. Braun Avitum AG |      |
| XY1392 | 一次性使用动静脉瘘穿刺针   | 16Gx20x300                                   | 7023022N (规格 16Gx20x300 旋转翼)<br>\$7023011N (规格 | 德国 B. Braun Avitum AG |      |
| XY1393 | 一次性使用动静脉瘘穿刺针   | 15G*20*300                                   | 7023030N (规格 15Gx20x300 旋转翼)<br>\$7023012N (规格 | 德国 B. Braun Avitum AG |      |
| XY1394 | 一次性使用动静脉瘘穿刺针   | 15G*25*300                                   | 7026439N (规格 15Gx25x300 旋转翼)<br>\$7023005N (规格 | 德国 B. Braun Avitum AG |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                   | 产品型号                                   | 生产企业                  | 挂网企业 |
|--------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|------|
| XY1395 | 血浆分离器（商品名:Haemoselect） | M0.3                                   | 7061008                                | 德国 B. Braun Avitum AG |      |
| XY1412 | 一次性使用红细胞去白细胞过滤器        | RC1VAE                                 | RC1VAE                                 | 美国Pall Corporation    |      |
| XY1413 | 一次性使用红细胞去白细胞过滤器        | RC1VE                                  | RC1VE                                  | 美国Pall Corporation    |      |
| XY1414 | 一次性使用红细胞去白细胞过滤器        | NE01                                   | NE01                                   | 美国Pall Corporation    |      |
| XY1415 | 一次性使用红细胞去白细胞过滤器        | RC2VE\$RC2VAE\$RCEZKS\$BPF4BBS\$430-40 | RC2VE\$RC2VAE\$RCEZKS\$BPF4BBS\$430-40 | 美国Pall Corporation    |      |
| XY1420 | 血液透析管及附件               | 8888145040                             | 8888145040                             | 美国 Covidien llc       |      |
| XY1421 | 血液透析管及附件               | 8888145041                             | 8888145041                             | 美国 Covidien llc       |      |
| XY1422 | 血液透析管及附件               | 8888145042                             | 8888145042                             | 美国 Covidien llc       |      |
| XY1423 | 血液透析管及附件               | 8888119360                             | 8888119360                             | 美国 Covidien llc       |      |
| XY1424 | 血液透析管及附件               | 8888123400                             | 8888123400                             | 美国 Covidien llc       |      |
| XY1425 | 血液透析管及附件               | 8888128450                             | 8888128450                             | 美国 Covidien llc       |      |
| XY1426 | 血液透析管及附件               | 8888133500                             | 8888133500                             | 美国 Covidien llc       |      |

| 流水号    | 产品名称     | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业 |
|--------|----------|------------|------------|-----------------|------|
| XY1427 | 血液透析管及附件 | 8888119370 | 8888119370 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1428 | 血液透析管及附件 | 8888123410 | 8888123410 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1429 | 血液透析管及附件 | 8888128460 | 8888128460 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1430 | 血液透析管及附件 | 8888133510 | 8888133510 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1431 | 中心静脉导管套件 | 8888145014 | 8888145014 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1433 | 中心静脉导管套件 | 8888145016 | 8888145016 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1434 | 中心静脉导管套件 | 8888145017 | 8888145017 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1435 | 血液透析管及附件 | 8888145018 | 8888145018 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1436 | 血液透析管及附件 | 8888145058 | 8888145058 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1437 | 血液透析管及附件 | 8888145059 | 8888145059 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1438 | 血液透析管及附件 | 8888145060 | 8888145060 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1439 | 血液透析管及附件 | 8888145061 | 8888145061 | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格               | 产品型号               | 生产企业               | 挂网企业       |
|--------|------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| XY1440 | 血液透析管及附件   | 8888145039         | 8888145039         | 美国 Covidien llc    |            |
| XY1441 | 透析粉        | P1-1\$P1-2         | P1-1\$P1-2         | 天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司 |            |
| XY1442 | 透析粉        | P2-1\$P2-2         | P2-1\$P2-2         | 天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司 |            |
| XY1449 | 一次性使用透析护理包 | 常规                 | 内痿                 | 扬州市龙虎医疗器械厂         | 扬州市龙虎医疗器械厂 |
| XY1459 | 透析粉        | P3-1（A粉）\$P3-2（A粉） | P3-1（A粉）\$P3-2（A粉） | 天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司 |            |
| XY1460 | 透析粉        | P3-1（B粉）\$P3-2（B粉） | P3-1（B粉）\$P3-2（B粉） | 天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司 |            |
| XY1517 | 腹膜透析管及附件   | 8888413807         | 8888413807         | 美国 Covidien llc    |            |
| XY1518 | 腹膜透析管及附件   | 8888413815         | 8888413815         | 美国 Covidien llc    |            |
| XY1519 | 腹膜透析管及附件   | 8888413005         | 8888413005         | 美国 Covidien llc    |            |
| XY1520 | 腹膜透析管及附件   | 8888413013         | 8888413013         | 美国 Covidien llc    |            |
| XY1521 | 腹膜透析管及附件   | 8888412643         | 8888412643         | 美国 Covidien llc    |            |
| XY1522 | 腹膜透析管及附件   | 8888410506         | 8888410506         | 美国 Covidien llc    |            |



| 流水号    | 产品名称     | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业 |
|--------|----------|------------|------------|-----------------|------|
| XY1523 | 腹膜透析管及附件 | 8888414219 | 8888414219 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1524 | 腹膜透析管及附件 | 8888414201 | 8888414201 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1525 | 腹膜透析管及附件 | 8888414235 | 8888414235 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1526 | 腹膜透析管及附件 | 8888423111 | 8888423111 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1527 | 腹膜透析管及附件 | 8888414813 | 8888414813 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1528 | 腹膜透析管及附件 | 8888415307 | 8888415307 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1529 | 腹膜透析管及附件 | 8815677001 | 8815677001 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1530 | 腹膜透析管及附件 | 8812321001 | 8812321001 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1531 | 腹膜透析管及附件 | 8810890003 | 8810890003 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1532 | 腹膜透析管及附件 | 8810890014 | 8810890014 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1533 | 腹膜透析管及附件 | 8888414227 | 8888414227 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1534 | 腹膜透析管及附件 | 8812329001 | 8812329001 | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号    | 产品名称      | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业 |
|--------|-----------|------------|------------|-----------------|------|
| XY1535 | 腹膜透析管及附件  | 8888415661 | 8888415661 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1536 | 腹膜透析管及附件  | 8812329002 | 8812329002 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1537 | 腹膜透析管及附件  | 8888414011 | 8888414011 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1538 | 腹膜透析管及附件  | 8814661001 | 8814661001 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1539 | 腹膜透析管及附件  | 8810805001 | 8810805001 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1540 | 腹膜透析管及附件  | 8888415646 | 8888415646 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1541 | 腹膜透析管及附件  | 8817791001 | 8817791001 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1542 | 腹膜透析管及附件  | 8888415679 | 8888415679 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1570 | 腹膜透析管及附件  | 8888411439 | 8888411439 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1574 | 腹膜透析管及附件  | 8888411421 | 8888411421 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1575 | 腹膜透析管及附件  | 8814843002 | 8814843002 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1576 | 腹膜透析导管及附件 | 8814843001 | 8814843001 | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号    | 产品名称     | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业 |
|--------|----------|------------|------------|-----------------|------|
| XY1577 | 腹膜透析管及附件 | 8810889003 | 8810889003 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1578 | 腹膜透析管及附件 | 8888411405 | 8888411405 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1580 | 腹膜透析管及附件 | 8888411447 | 8888411447 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1581 | 腹膜透析管及附件 | 8810887003 | 8810887003 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1582 | 腹膜透析管及附件 | 8810888003 | 8810888003 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1583 | 腹膜透析管及附件 | 8810888012 | 8810888012 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1584 | 腹膜透析管及附件 | 8888411710 | 8888411710 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1585 | 腹膜透析管及附件 | 8811313013 | 8811313013 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1586 | 腹膜透析管及附件 | 8811313014 | 8811313014 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1587 | 腹膜透析管及附件 | 8888422170 | 8888422170 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1588 | 腹膜透析管及附件 | 8811313010 | 8811313010 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1589 | 腹膜透析管及附件 | 8888411702 | 8888411702 | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号    | 产品名称     | 产品规格        | 产品型号        | 生产企业                                                        | 挂网企业 |
|--------|----------|-------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------|
| XY1590 | 腹膜透析管及附件 | 8811313009  | 8811313009  | 美国 Covidien llc                                             |      |
| XY1591 | 腹膜透析管及附件 | 8811313015  | 8811313015  | 美国 Covidien llc                                             |      |
| XY1592 | 腹膜透析管及附件 | 8888412007  | 8888412007  | 美国 Covidien llc                                             |      |
| XY1593 | 腹膜透析管及附件 | 8888412015  | 8888412015  | 美国 Covidien llc                                             |      |
| XY1594 | 腹膜透析管及附件 | 8888412601  | 8888412601  | 美国 Covidien llc                                             |      |
| XY1595 | 腹膜透析管及附件 | 8888412619  | 8888412619  | 美国 Covidien llc                                             |      |
| XY1596 | 腹膜透析管及附件 | 8888413401  | 8888413401  | 美国 Covidien llc                                             |      |
| XY1597 | 腹膜透析管及附件 | 8888413419  | 8888413419  | 美国 Covidien llc                                             |      |
| XY1611 | 空心纤维透析器  | Rexeed-13LX | Rexeed-13LX | 日本Asahi Kasei Kuraray Medical Co., Ltd.<br>(日本旭化成可乐丽医疗株式会社) |      |
| XY1612 | 空心纤维透析器  | Rexeed-15LX | Rexeed-15LX | 日本Asahi Kasei Kuraray Medical Co., Ltd. (日本旭化成可乐丽医疗株式会社)    |      |
| XY1613 | 空心纤维透析器  | Rexeed-18LX | Rexeed-18LX | 日本Asahi Kasei Kuraray Medical Co., Ltd. (日本旭化成可乐丽医疗株式会社)    |      |
| XY1614 | 空心纤维透析器  | Rexeed-21LX | Rexeed-21LX | 日本Asahi Kasei Kuraray Medical Co., Ltd. (日本旭化成可乐丽医疗株式会社)    |      |

| 流水号    | 产品名称      | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业                               | 挂网企业 |
|--------|-----------|------------|------------|------------------------------------|------|
| XY1626 | 抗感染双腔血透导管 | CU-22122-F | CU-22122-F | 美国Arrow International, Inc         |      |
| XY1627 | 抗感染双腔血透导管 | CS-25122-F | CS-25122-F | 美国Arrow International, Inc         |      |
| XY1628 | 抗感染双腔血透导管 | CU-25122-F | CU-25122-F | 美国Arrow International, Inc         |      |
| XY1629 | 抗感染双腔血透导管 | MC-22122-F | MC-22122-F | 美国Arrow International, Inc         |      |
| XY1630 | 抗感染双腔血透导管 | MC-25122-F | MC-25122-F | 美国Arrow International, Inc         |      |
| XY1631 | 内痿穿刺针     | 16G        | D09641     | 台湾普惠医工股份有限公司                       |      |
| XY1632 | 留置导管      | 8F ; 150mm | GSC-815J   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1633 | 留置导管      | 8F; 150mm  | GSC-815    | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1634 | 留置导管      | 8F; 200mm  | GSC-820    | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1635 | 留置导管      | 8F; 150mm  | GSK-815    | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1636 | 留置导管      | 8F; 200mm  | GSK-820    | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1637 | 留置导管      | 8F; 250mm  | GSK-825    | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |

| 流水号    | 产品名称 | 产品规格      | 产品型号       | 生产企业                               | 挂网企业 |
|--------|------|-----------|------------|------------------------------------|------|
| XY1638 | 留置导管 | 8F；150mm  | GSK-815Y   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1639 | 留置导管 | 8F；200mm  | GSK-820Y   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1640 | 留置导管 | 8F，125mm  | GSK-812，5J | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1641 | 留置导管 | 8F；150mm  | GSK-815J   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1642 | 留置导管 | 8F；200mm  | GSK-820J   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1643 | 留置导管 | 6F；60mm   | GSK-606P   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1644 | 留置导管 | 15F；170mm | GDSK-1517  | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1645 | 留置导管 | 15F；210mm | GDSK-1521  | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1646 | 留置导管 | 15F；250mm | GDSK-1525  | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1647 | 留置导管 | 15F；290mm | GDSK-1529  | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1648 | 留置导管 | 11F；150mm | GDC-1115   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1649 | 留置导管 | 11F；175mm | GDC-1117，5 | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |

| 流水号    | 产品名称 | 产品规格      | 产品型号        | 生产企业                               | 挂网企业 |
|--------|------|-----------|-------------|------------------------------------|------|
| XY1650 | 留置导管 | 11F；200mm | GDC-1120    | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1651 | 留置导管 | 11F；250mm | GDC-1125    | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1652 | 留置导管 | 11F；125mm | GDC-1112，5J | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1653 | 留置导管 | 11F；150mm | GDC-1115J   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1654 | 留置导管 | 11F；200mm | GDC-1120J   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1655 | 留置导管 | 11F；150mm | GDK-1115    | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1656 | 留置导管 | 11F；175mm | GDK-1117，5  | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1657 | 留置导管 | 11F；200mm | GDK-1120    | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1658 | 留置导管 | 11F；250mm | GDK-1125    | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1659 | 留置导管 | 11F；125mm | GDK-1112.5J | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1660 | 留置导管 | 11F；150mm | GDK-1115J   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1661 | 留置导管 | 11F；175mm | GDK-1117，5J | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |

| 流水号    | 产品名称 | 产品规格      | 产品型号       | 生产企业                               | 挂网企业 |
|--------|------|-----------|------------|------------------------------------|------|
| XY1662 | 留置导管 | 11F；200mm | GDK-1120J  | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1663 | 留置导管 | 11F；150mm | GDK-1115E  | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1664 | 留置导管 | 11F；200mm | GDK-1120E  | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1665 | 留置导管 | 12F；150mm | GDK-1215E  | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1666 | 留置导管 | 11F；150mm | GDK-1115JE | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1667 | 留置导管 | 11F；200mm | GDK-1120JE | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1668 | 留置导管 | 12F；150mm | GDK-1215JE | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1669 | 留置导管 | 12F；150mm | GDK-1215   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1670 | 留置导管 | 12F；200mm | GDK-1220   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1671 | 留置导管 | 6F；75mm   | GDK-607.5P | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1672 | 留置导管 | 6F；100mm  | GDK-610P   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1674 | 留置导管 | 8F；100mm  | GDK-810P   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |



| 流水号    | 产品名称 | 产品规格      | 产品型号        | 生产企业                               | 挂网企业 |
|--------|------|-----------|-------------|------------------------------------|------|
| XY1675 | 留置导管 | 8F；125mm  | GDK-812，5P  | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1676 | 留置导管 | 8F；150mm  | GDK-815P    | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1677 | 留置导管 | 11F；150mm | GDHK-1115   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1678 | 留置导管 | 11F；200mm | GDHK-1120   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1679 | 留置导管 | 11F；250mm | GDHK-1125   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1680 | 留置导管 | 13F；150mm | GDHK-1315   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1681 | 留置导管 | 13F；175mm | GDHK-1317.5 | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1682 | 留置导管 | 13F；200mm | GDHK-1320   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1683 | 留置导管 | 13F；250mm | GDHK-1325   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1684 | 留置导管 | 11F；150mm | GDHK-1115J  | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1685 | 留置导管 | 11F；200mm | GDHK-1120J  | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1686 | 留置导管 | 13F；150mm | GDHK-1315J  | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |

| 流水号    | 产品名称                              | 产品规格                    | 产品型号                    | 生产企业                               | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|------|
| XY1687 | 留置导管                              | 13F；200mm               | GDHK-1320J              | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1688 | 留置导管                              | 13F；150mm               | MS-GDHK-1315            | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1689 | 留置导管                              | 13F；175mm               | MS-GDHK-1317，5          | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1690 | 留置导管                              | 13F；200mm               | MS-GDHK-1320            | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1691 | 留置导管                              | 13F；250mm               | MS-GDHK-1325            | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1692 | 超滤器                               | U 9000                  | U 9000                  | 德国Gambro Dialysatoren GmbH         |      |
| XY1693 | 一次性使用血液灌流器（商品名：碳肾）                | Adsorba 150C            | Adsorba 150C            | 德国Gambro Dialysatoren GmbH         |      |
| XY1694 | 一次性使用血液灌流器（商品名：碳肾）                | Adsorba 300C            | Adsorba 300C            | 德国Gambro Dialysatoren GmbH         |      |
| XY1695 | 透析血液回路管                           | PF-A                    | PF-A                    | 台湾普惠医工股份有限公司                       |      |
| XY1696 | 透析血液回路管                           | PF-B                    | PF-B                    | 台湾普惠医工股份有限公司                       |      |
| XY1697 | 血浆分离器与管路配套<br>Prismaflex TPE Sets | Prismaflex TPE 1000 set | Prismaflex TPE 1000 set | 法国GAMBRO Industries                |      |
| XY1698 | 血浆过滤器与管路配套                        | Prismaflex TPE 2000 Set | Prismaflex TPE 2000 Set | 法国GAMBRO INDUSTRIES                |      |

| 流水号    | 产品名称              | 产品规格                       | 产品型号                       | 生产企业                               | 挂网企业 |
|--------|-------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------|------|
| XY1699 | 留置导管              | 12F; 150mm                 | GTK-1215                   | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1700 | 留置导管              | 12F; 175mm                 | GTK-1217.5                 | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1701 | 留置导管              | 12F; 150mm                 | GTK-1215J                  | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1702 | 留置导管              | 12F; 200mm                 | GTK-1220J                  | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen |      |
| XY1703 | 血液灌流器及管路配套        | PRISMAFLEX ADSORBA 150 kit | PRISMAFLEX ADSORBA 150 kit | 法国GAMBRO INDUSTRIES                |      |
| XY1704 | 血液灌流器及管路配套        | PRISMAFLEX ADSORBA 300 kit | PRISMAFLEX ADSORBA 300 kit | 法国GAMBRO INDUSTRIES                |      |
| XY1705 | 一次性使用血液透析滤过器      | HF 6S                      | HF 6S                      | 德国Gambro Dialysatoren GmbH         |      |
| XY1707 | 滤器及管路配套           | Prisma ST 60 Post Set      | Prisma ST 60 Post Set      | 法国GAMBRO INDUSTRIES                |      |
| XY1709 | 滤器及管路配套           | PRISMAFLEX ST60 SET        | PRISMAFLEX ST60 SET        | 法国GAMBRO INDUSTRIES                |      |
| XY1711 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | Prisma M100 set            | Prisma M100 set            | 法国GAMBRO INDUSTRIES                |      |
| XY1714 | 滤器及管路配套           | Prisma ST 60 Pre Set       | Prisma ST 60 Pre Set       | 法国GAMBRO INDUSTRIES                |      |
| XY1715 | 滤器及管路配套           | Prisma ST 100 Post Set     | Prisma ST 100 Post Set     | 法国GAMBRO INDUSTRIES                |      |

| 流水号    | 产品名称              | 产品规格                  | 产品型号                  | 生产企业                                     | 挂网企业 |
|--------|-------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|------|
| XY1716 | 滤器及管路配套           | Prisma ST 100 Pre Set | Prisma ST 100 Pre Set | 法国GAMBRO INDUSTRIES                      |      |
| XY1717 | 滤器及管路配套           | PRISMAFLEX ST100 SET  | PRISMAFLEX ST100 SET  | 法国GAMBRO INDUSTRIES                      |      |
| XY1718 | 滤器及管路配套           | PRISMAFLEX ST150 SET  | PRISMAFLEX ST150 SET  | 法国GAMBRO INDUSTRIES                      |      |
| XY1719 | 一次性使用血液透析滤过器及配套管路 | Prismaflex M100 set   | Prismaflex M100 set   | 法国GAMBRO INDUSTRIES                      |      |
| XY1729 | 空心纤维透析器           | Polyflux140H;         | Polyflux140H;         | 德国Gambro Dialysatoren GmbH               |      |
| XY1730 | 空心纤维透析器           | Polyflux170H;         | Polyflux170H;         | 德国Gambro Dialysatoren GmbH               |      |
| XY1731 | 空心纤维透析器           | Polyflux210H;         | Polyflux210H;         | 德国Gambro Dialysatoren GmbH               |      |
| XY1732 | 留置导管              | 12F; 200mm            | GTK-1220              | 德国Gambro Kathetertechnik Hechingen       |      |
| XY1733 | 一次性使用血液透析滤过器      | Multiflow 100         | Multiflow 100         | 法国GAMBRO INDUSTRIES                      |      |
| XY1737 | 透析用废液袋            | SP-354                | SP-354                | 意大利Gambro Dasco S.p.a.Bloodline Division |      |
| XY1738 | 滤器及管路配套           | Prismaflex HF1000 Set | Prismaflex HF1000 Set | 法国GAMBRO INDUSTRIES                      |      |
| XY1739 | 滤器及管路配套           | Prismaflex HF1400 Set | Prismaflex HF1400 Set | 法国GAMBRO INDUSTRIES                      |      |

| 流水号    | 产品名称         | 产品规格                                                       | 产品型号                                                | 生产企业                                   | 挂网企业 |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| XY1742 | 三腔血透插管套装     | 8888345603                                                 | 8888345603                                          | 美国 Covidien llc                        |      |
| XY1743 | 三腔血透插管套装     | 8888345611                                                 | 8888345611                                          | 美国 Covidien llc                        |      |
| XY1744 | 三腔血透插管套装     | 8888345629                                                 | 8888345629                                          | 美国 Covidien llc                        |      |
| XY1745 | 三腔血透插管套装     | 8888345637                                                 | 8888345637                                          | 美国 Covidien llc                        |      |
| XY1746 | 一次性使用腹膜透析引流器 | Y44                                                        | D-1                                                 | 上海百洛普医疗科技有限公司                          |      |
| XY1755 | 血液净化用管路      | Filtrate System<br>multifiltrate (5016741)                 | Filtrate System<br>multifiltrate<br>(5016741)       | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY1756 | 血液净化用管路      | Dialysate System<br>multifiltrate (5016751)                | Dialysate System<br>multifiltrate<br>(5016751)      | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY1757 | 血液净化用管路      | Substitute System<br>multifiltrate (5016761)               | Substitute System<br>multifiltrate<br>(5016761)     | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY1758 | 血液净化用管路      | MPS Substitute System<br>multifiltrate (5016771)           | MPS Substitute<br>System multifiltrate<br>(5016771) | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY1759 | 血液净化用管路      | High Volume CVVH Substitute<br>Set multifiltrate (5016861) | High Volume CVVH<br>Substitute Set<br>multifiltrate | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY1760 | 空心纤维血液透析器    | FX60                                                       | FX60                                                | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY1761 | 空心纤维血液透析器    | FX80                                                       | FX80                                                | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格                   | 产品型号                   | 生产企业                                   | 挂网企业 |
|--------|------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|------|
| XY1766 | 血液透析器      | F4                     | F4                     | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY1767 | 血液透析器      | F5                     | F5                     | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY1768 | 血液透析器      | F6                     | F6                     | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY1769 | 血液透析器      | F7                     | F7                     | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY1770 | 血液透析器      | F8                     | F8                     | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY1771 | 连续性血液净化管路  | Multifiltrate Cassette | Multifiltrate Cassette | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY1776 | 血液透析管及附件   | 8833074001             | 8833074001             | 美国 Covidien llc                        |      |
| XY1777 | 血液透析管及附件   | 8833074002             | 8833074002             | 美国 Covidien llc                        |      |
| XY1778 | 血液透析管及附件   | 8833074003             | 8833074003             | 美国 Covidien llc                        |      |
| XY1779 | 血液透析管及附件   | 8833074004             | 8833074004             | 美国 Covidien llc                        |      |
| XY1780 | 血液滤过透析管及附件 | 8834369001             | 8834369001             | 美国 Covidien llc                        |      |
| XY1781 | 血液透析管及附件   | 8831692001             | 8831692001             | 美国 Covidien llc                        |      |

| 流水号    | 产品名称     | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业 |
|--------|----------|------------|------------|-----------------|------|
| XY1782 | 血液透析管及附件 | 8817749001 | 8817749001 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1783 | 血液透析管及附件 | 8817748001 | 8817748001 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1784 | 血液透析管及附件 | 8832539001 | 8832539001 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1785 | 血液透析管及附件 | 8813794009 | 8813794009 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1786 | 血液透析管及附件 | 8830414002 | 8830414002 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1787 | 血液透析管及附件 | 8813816009 | 8813816009 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1788 | 血液透析管及附件 | 8832539003 | 8832539003 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1789 | 血液透析管及附件 | 8817146001 | 8817146001 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1790 | 血液透析管及附件 | 8813817005 | 8813817005 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1791 | 血液透析管及附件 | 8813793009 | 8813793009 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1792 | 血液透析管及附件 | 8830415001 | 8830415001 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1793 | 血液透析管及附件 | 8831661001 | 8831661001 | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号    | 产品名称     | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业 |
|--------|----------|------------|------------|-----------------|------|
| XY1794 | 血液透析管及附件 | 8832539006 | 8832539006 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1795 | 血液透析管及附件 | 8832539007 | 8832539007 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1796 | 血液透析管及附件 | 8817143005 | 8817143005 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1797 | 血液透析管及附件 | 8817146007 | 8817146007 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1798 | 血液透析管及附件 | 8813817009 | 8813817009 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1799 | 血液透析管及附件 | 8830415003 | 8830415003 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1800 | 血液透析管及附件 | 8813793013 | 8813793013 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1801 | 血液透析管及附件 | 8832539002 | 8832539002 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1802 | 血液透析管及附件 | 8817142005 | 8817142005 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1803 | 血液透析管及附件 | 8817145005 | 8817145005 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1804 | 血液透析管及附件 | 8813816005 | 8813816005 | 美国 Covidien llc |      |
| XY1805 | 血液透析管及附件 | 8830414001 | 8830414001 | 美国 Covidien llc |      |



| 流水号    | 产品名称       | 产品规格              | 产品型号              | 生产企业                            | 挂网企业 |
|--------|------------|-------------------|-------------------|---------------------------------|------|
| XY1806 | 血液透析管及附件   | 8813794005        | 8813794005        | 美国 Covidien llc                 |      |
| XY1807 | 血液透析管及附件   | 8831662001        | 8831662001        | 美国 Covidien llc                 |      |
| XY1808 | 一次性使用透析包   | 普通型               | 普通型               | 江西3L医用制品集团股份有限公司高安分公司           |      |
| XY1809 | 透析浓缩液      | TY系列              | TY-II-1A          | 北京联合捷然生物科技有限公司                  |      |
| XY1810 | 透析浓缩液      | TY系列              | TY-II-2A          | 北京联合捷然生物科技有限公司                  |      |
| XY1819 | 腹膜透析螺旋帽钛接头 | 5C4129            | 5C4129            | 爱尔兰 Baxter Healthcare S.A.      |      |
| XY1820 | 腹透管路夹      | 5C4527            | 5C4527            | 爱尔兰 Baxter Healthcare S.A.      |      |
| XY1821 | 腹膜透析外接短管   | 5C4482            | 5C4482            | 美国Baxter Healthcare Corporation |      |
| XY1822 | 空心纤维透析器    | RTM2591-DICEA90G  | RTM2591-DICEA90G  | 美国Baxter Healthcare Corporation |      |
| XY1823 | 空心纤维透析器    | RTM2592-DICEA110G | RTM2592-DICEA110G | 美国Baxter Healthcare Corporation |      |
| XY1824 | 空心纤维透析器    | RTM2593-DICEA130G | RTM2593-DICEA130G | 美国Baxter Healthcare Corporation |      |
| XY1825 | 空心纤维透析器    | RTM2594-DICEA150G | RTM2594-DICEA150G | 美国Baxter Healthcare Corporation |      |

| 流水号    | 产品名称         | 产品规格              | 产品型号              | 生产企业                                               | 挂网企业 |
|--------|--------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------|------|
| XY1826 | 空心纤维透析器      | RTM2595-DICEA170G | RTM2595-DICEA170G | 美国Baxter Healthcare Corporation                    |      |
| XY1831 | 一次性使用血液透析管套装 | 8888145043        | 8888145043        | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1832 | 一次性使用血液透析管套装 | 8888145044        | 8888145044        | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1833 | 一次性使用血液透析管套装 | 8888145045        | 8888145045        | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1834 | 一次性使用血液透析管套装 | 8888145046        | 8888145046        | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1835 | 一次性使用血液透析管套装 | 8888119365        | 8888119365        | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1836 | 一次性使用血液透析管套装 | 8888123405        | 8888123405        | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1837 | 一次性使用血液透析管套装 | 8888128455        | 8888128455        | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1838 | 一次性使用血液透析管套装 | 8888133505        | 8888133505        | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1839 | 一次性使用血液透析管套装 | 8888245043        | 8888245043        | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1840 | 一次性使用血液透析管套装 | 8888245044        | 8888245044        | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1841 | 一次性使用血液透析管套装 | 8888245045        | 8888245045        | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |

| 流水号    | 产品名称         | 产品规格       | 产品型号                                                  | 生产企业                                               | 挂网企业 |
|--------|--------------|------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| XY1842 | 一次性使用血液透析管套装 | 8888245046 | 8888245046                                            | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1843 | 一次性使用血液透析管套装 | 8888219365 | 8888219365                                            | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1844 | 一次性使用血液透析管套装 | 8888223405 | 8888223405                                            | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1845 | 一次性使用血液透析管套装 | 8888228455 | 8888228455                                            | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1846 | 一次性使用血液透析管套装 | 8888233505 | 8888233505                                            | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1859 | 血液透析导管及附件    | 双腔、临时      | XTP94CT-C\$XTP96CT-C\$XTP98CT-C\$XTP94IJC-            | 美国 Medical Components, Inc.                        |      |
| XY1860 | 血液透析导管及附件    | 单腔         | MCFK100-C\$MCFK60-C\$MCF10-C\$MCF6-C\$MCF55-C\$MCF64- | 美国 Medical Components, Inc.                        |      |
| XY1861 | 血液透析导管及附件    | 高流量、双腔     | DFXL144CT-C\$DFXL146CT-C\$DFXL148CT-                  | 美国 Medical Components, Inc.                        |      |
| XY1862 | 血液透析导管及附件    | 临时双腔、V型尖端  | DSP134C-C\$DSP136C-C\$DSP138C-C\$DSP139C-C\$DSP130C-  | 美国 Medical Components, Inc.                        |      |
| XY1863 | 血液透析导管及附件    | 双腔同轴       | XTP126MT-C\$XTP128MT-C\$XTP129MT-C\$XTP125IJS-        | 美国 Medical Components, Inc.                        |      |
| XY1864 | 血液透析导管及附件    | 无侧孔        | MFFS1215S-C\$MFFS1220S-C\$MFFS1224S-                  | 美国 Medical Components, Inc.                        |      |
| XY1865 | 血液透析导管及附件    | 单腔         | MC35-C\$MC38-C\$MC35-J-C\$MC38-J-C\$MCY306PS-         | 美国 Medical Components, Inc.                        |      |

| 流水号    | 产品名称                     | 产品规格                                                                           | 产品型号                                                      | 生产企业                        | 挂网企业 |
|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| XY1867 | 血液透析导管及附件                | 双导管                                                                            | BFL-6-C\$BFR-6-C\$BFS-6-C\$BFL-6S-C\$BFR-6S-C\$BFS-6S-    | 美国 Medical Components, Inc. |      |
| XY1868 | 血液透析导管及附件                | 双腔、高流量、长期                                                                      | HFS24-C\$HFS28-C\$HFS32-C\$HFS36-C\$HFS40-C\$HFS24PC-     | 美国 Medical Components, Inc. |      |
| XY1869 | 血液透析导管及附件                | 双腔、长期、同轴                                                                       | MFFL1524S-C\$MFFL1528S-C\$MFFL1532S-                      | 美国 Medical Components, Inc. |      |
| XY1870 | 血液透析导管及附件                | 双腔、长期、V型尖端                                                                     | ASPC24-3-C\$ASPC28-3-C\$ASPC32-3-C\$ASPC36-3-C\$ASPC40-3- | 美国 Medical Components, Inc. |      |
| XY1871 | 血液透析导管及附件                | 高流量、大号长期双腔                                                                     | THD155024S-C\$THD155028S-C\$THD155032S-                   | 美国 Medical Components, Inc. |      |
| XY1872 | 血液透析导管及附件                | 单腔                                                                             | MC74-C\$MC75-C\$MC76-C\$MC77-C\$MC78-C\$MC79-C\$MC70-     | 美国 Medical Components, Inc. |      |
| XY1873 | 血液透析导管及附件                | 双腔长期                                                                           | SST24S-C\$SST28S-C\$SST32S-C                              | 美国 Medical Components, Inc. |      |
| XY1885 | 一次性使用血液透析管路              | 通用型                                                                            | 动脉管路：A004\$动脉管路：A006\$动脉管路：A007\$动脉管路：                    | 上海达华医疗器械有限公司                |      |
| XY1888 | 一次性使用血液净化装置的体外循环管路       | CBL-E 10-E2CS\$GMB-AV                                                          | CBL-E 10-E2CS\$GMB-AV                                     | 金宝医疗器材（上海）有限公司              |      |
| XY1889 | 一次性使用血液净化装置的体外循环管路       | CH-004\$CH-005\$CH-006\$CH-003E\$CH-007\$CH-001E\$CH-002E\$10-E2C\$10E2CS\$10- | CBL-1\$CBL-3\$CBL-4\$CBL-5\$CBL-7\$CBL-8\$CBL-E           | 金宝医疗器材（上海）有限公司              |      |
| XY1911 | 血液净化装置的体外循环水路（商品名：除水用回路） | DFK-40NL1                                                                      | DFK-40NL1                                                 | 日本浪华橡胶工业株式会社                |      |
| XY1912 | 血液净化                     | CHF-400NL1                                                                     | CHF-400NL1                                                | 日本浪华橡胶工业株式会社                |      |

| 流水号    | 产品名称                     | 产品规格             | 产品型号                                           | 生产企业                                                        | 挂网企业 |
|--------|--------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| XY1913 | 血液净化装置的体外循环血路（商品名：除水用回路） | CHD-400NL1       | CHD-400NL1                                     | 日本浪华橡胶工业株式会社                                                |      |
| XY1914 | 血液净化装置的体外循环血路（商品名：除水用回路） | CHD-400NL2       | CHD-400NL2                                     | 日本浪华橡胶工业株式会社                                                |      |
| XY1915 | 血液净化装置的体外循环血路（商品名：除水用回路） | CHDF-400NL1      | CHDF-400NL1                                    | 日本浪华橡胶工业株式会社                                                |      |
| XY1916 | 选择性血浆成份吸附器               | IMMUSORBA TR-350 | IMMUSORBA TR-350                               | 日本Asahi Kasei Kuraray Medical Co., Ltd.<br>（日本旭化成可乐丽医疗株式会社） |      |
| XY1917 | 空心纤维血液透析器                | FX5              | FX5                                            | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA                      |      |
| XY1918 | 空心纤维血液透析器                | FX8              | FX8                                            | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA                      |      |
| XY1919 | 空心纤维血液透析器                | FX10             | FX10                                           | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA                      |      |
| XY1920 | 空心纤维血液透析 / 滤过器           | FX600HDF         | FX600HDF                                       | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA                      |      |
| XY1921 | 空心纤维血液透析 / 滤过器           | FX800HDF         | FX800HDF                                       | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA                      |      |
| XY1922 | 空心纤维血液透析 / 滤过器           | FX1000HDF        | FX1000HDF                                      | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA                      |      |
| XY1923 | 空心纤维血液透析器                | FX paed          | FX paed                                        | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA                      |      |
| XY1926 | 血液透析A浓缩液                 | 10L / 桶          | KC200401A\$KC200402A\$<br>KC200403A\$KC200405A | 广州康盛生物科技有限公司                                                |      |

| 流水号    | 产品名称                                | 产品规格       | 产品型号                                           | 生产企业                                               | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------|------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| XY1927 | 血液透析B浓缩液                            | 10L / 桶    | KC200401B\$KC200402B\$<br>KC200403B\$KC200405B | 广州康盛生物科技有限公司                                       |      |
| XY1928 | 血液透析A浓缩液                            | 5L / 桶     | KC200401A\$KC200402A\$<br>KC200403A\$KC200405A | 广州康盛生物科技有限公司                                       |      |
| XY1929 | 血液透析B浓缩液                            | 5L / 桶     | KC200401B\$KC200402B\$<br>KC200403B\$KC200405B | 广州康盛生物科技有限公司                                       |      |
| XY1952 | 一次性血液透析管套装（商品名：Palindrome Sapphire） | 8888145057 | 8888145057                                     | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1953 | 一次性血液透析管套装（商品名：Palindrome Sapphire） | 8888145048 | 8888145048                                     | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1954 | 一次性血液透析管套装（商品名：Palindrome Sapphire） | 8888145049 | 8888145049                                     | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1955 | 一次性血液透析管套装（商品名：Palindrome Sapphire） | 8888145050 | 8888145050                                     | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1956 | 一次性血液透析管套装（商品名：Palindrome Sapphire） | 8888119369 | 8888119369                                     | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1957 | 一次性血液透析管套装（商品名：Palindrome Sapphire） | 8888123409 | 8888123409                                     | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1958 | 一次性血液透析管套装（商品名：Palindrome Sapphire） | 8888128459 | 8888128459                                     | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1959 | 一次性血液透析管套装（商品名：Palindrome Sapphire） | 8888133509 | 8888133509                                     | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |
| XY1960 | 一次性血液透析管套装（商品名：Palindrome Sapphire） | 8888245057 | 8888245057                                     | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P |      |

| 流水号    | 产品名称                                | 产品规格                                                                | 产品型号                                          | 生产企业                                                                  | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|
| XY1961 | 一次性血液透析管套装（商品名：Palindrome Sapphire） | 8888245048                                                          | 8888245048                                    | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P                    |      |
| XY1962 | 一次性血液透析管套装（商品名：Palindrome Sapphire） | 8888245049                                                          | 8888245049                                    | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P                    |      |
| XY1963 | 一次性血液透析管套装（商品名：Palindrome Sapphire） | 8888219369                                                          | 8888219369                                    | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P                    |      |
| XY1964 | 一次性血液透析管套装（商品名：Palindrome Sapphire） | 8888223409                                                          | 8888223409                                    | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P                    |      |
| XY1965 | 一次性血液透析管套装（商品名：Palindrome Sapphire） | 8888228459                                                          | 8888228459                                    | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P                    |      |
| XY1966 | 一次性血液透析管套装（商品名：Palindrome Sapphire） | 8888233509                                                          | 8888233509                                    | 美国Kendall, a division of Tyco Healthcare Group L.P                    |      |
| XY1969 | AQUALINE血液过滤管路及附件                   | 百特CRRT 机器aquarius 专用管路及附件AQUALINE, H4019, H3051, M4008, P41, M4012, | H4019, H3051, M4008, P41, M4012, M4002, B3052 | 意大利HAEMOTRONIC ADVANCED MEDICAL TECHNOLOGIES S.P.A.（意大利Haemotronic公司） |      |
| XY1970 | 安全细菌过滤器                             | U 8000S                                                             | U 8000S                                       | 德国Gambro Dialysatoren GmbH                                            |      |
| XY1971 | 血液透析器                               | EXELTRAPlus210-5M2132                                               | EXELTRAPlus210-5M2132                         | 美国Baxter Healthcare Corporation                                       |      |
| XY1997 | 血液净化装置的体外循环管路                       | SHM-HBTL-01                                                         | SHM-HBTL-01                                   | 马来西亚HOSPITECH MANUFACTURING SERVICES SDN BHD                          |      |
| XY1998 | 血液净化装置的体外循环管路                       | SHM-HBTL-02                                                         | SHM-HBTL-02                                   | 马来西亚HOSPITECH MANUFACTURING SERVICES SDN BHD                          |      |
| XY1999 | 血液净化装置的体外循环管路                       | SHM-HBTL-03                                                         | SHM-HBTL-03                                   | 马来西亚HOSPITECH MANUFACTURING SERVICES SDN BHD                          |      |

| 流水号    | 产品名称          | 产品规格                                | 产品型号                                          | 生产企业                  | 挂网企业 |
|--------|---------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------|
| XY2000 | 腹膜透析外接管       | W55                                 | E-1                                           | 上海百洛普医疗科技有限公司         |      |
| XY2002 | 血液透析粉         | (1包A粉:1227g+1包B粉:546g) / 套; 10套 / 箱 | JHF01                                         | 广州市暨华医疗器械有限公司         |      |
| XY2003 | 血液透析粉         | (1包A粉:976g+1包B粉:831g) / 套; 10套 / 箱  | JHF02                                         | 广州市暨华医疗器械有限公司         |      |
| XY2006 | 一次性使用动静脉瘘穿刺针  | 17G*25*300                          | 7026617N (规格17Gx25x300 旋转翼)<br>\$7023003N (规格 | 德国 B. Braun Avitum AG |      |
| XY2017 | 一次性使用血液透析导管包  | 8888135131                          | 8888135131                                    | 美国 Covidien llc       |      |
| XY2019 | 一次性使用血液透析导管包  | 8888135133                          | 8888135133                                    | 美国 Covidien llc       |      |
| XY2020 | 一次性使用血液透析导管包  | 8888135161                          | 8888135161                                    | 美国 Covidien llc       |      |
| XY2021 | 一次性使用血液透析导管包  | 8888135162                          | 8888135162                                    | 美国 Covidien llc       |      |
| XY2022 | 一次性使用血液透析导管包  | 8888135163                          | 8888135163                                    | 美国 Covidien llc       |      |
| XY2023 | 血液透析用中心静脉导管套件 | 8888135191                          | 8888135191                                    | 美国 Covidien llc       |      |
| XY2024 | 一次性使用血液透析导管包  | 8888135192                          | 8888135192                                    | 美国 Covidien llc       |      |
| XY2025 | 一次性使用血液透析导管包  | 8888135193                          | 8888135193                                    | 美国 Covidien llc       |      |



| 流水号    | 产品名称                              | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------|------------|------------|-----------------|------|
| XY2027 | 一次性使用血液透析导管包                      | 8888135242 | 8888135242 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2028 | 一次性使用血液透析导管包                      | 8888135243 | 8888135243 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2029 | 一次性血液透析管套装（商品名：Palindrome Ruby）   | 8888145062 | 8888145062 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2030 | 一次性血液透析管套装（商品名：Palindrome Ruby）   | 8888145063 | 8888145063 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2031 | 一次性使用血液透析管套装（商品名：Palindrome Ruby） | 8888145064 | 8888145064 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2032 | 一次性血液透析管套装（商品名：Palindrome Ruby）   | 8888145065 | 8888145065 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2033 | 一次性使用血液透析管套装（商品名：Palindrome Ruby） | 8888145066 | 8888145066 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2034 | 一次性使用血液透析管套装（商品名：Palindrome Ruby） | 8888119368 | 8888119368 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2035 | 一次性使用血液透析管套装（商品名：Palindrome Ruby） | 8888123408 | 8888123408 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2036 | 一次性使用血液透析管套装（商品名：Palindrome Ruby） | 8888128458 | 8888128458 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2037 | 一次性使用血液透析管套装（商品名：Palindrome Ruby） | 8888133508 | 8888133508 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2038 | 一次性使用血液透析管套装（商品名：Palindrome Ruby） | 8888245062 | 8888245062 | 美国 Covidien llc |      |

| 流水号    | 产品名称                                  | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------|------------|------------|-----------------|------|
| XY2039 | 一次性使用血液透析管套装<br>(商品名:Palindrome Ruby) | 8888245063 | 8888245063 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2040 | 一次性使用血液透析管套装<br>(商品名:Palindrome Ruby) | 8888245064 | 8888245064 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2041 | 一次性使用血液透析管套装<br>(商品名:Palindrome Ruby) | 8888245065 | 8888245065 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2042 | 一次性使用血液透析管套装<br>(商品名:Palindrome Ruby) | 8888219368 | 8888219368 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2043 | 一次性使用血液透析管套装<br>(商品名:Palindrome Ruby) | 8888223408 | 8888223408 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2044 | 一次性使用血液透析管套装<br>(商品名:Palindrome Ruby) | 8888228458 | 8888228458 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2045 | 一次性使用血液透析管套装<br>(商品名:Palindrome Ruby) | 8888223508 | 8888223508 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2046 | 血液透析A干粉                               | 1260g / 袋  | KC200101A  | 广州康盛生物科技有限公司    |      |
| XY2047 | 血液透析A干粉                               | 1100g / 袋  | KC200102A  | 广州康盛生物科技有限公司    |      |
| XY2048 | 血液透析B干粉                               | 540g / 袋   | KC200101B  | 广州康盛生物科技有限公司    |      |
| XY2049 | 血液透析B干粉                               | 845g / 袋   | KC200102B  | 广州康盛生物科技有限公司    |      |
| XY2050 | 血液透析B干粉                               | 700g / 支   | KC2003F2B  | 广州康盛生物科技有限公司    |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                                                            | 产品型号                                                   | 生产企业            | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------|
| XY2051 | 血液透析B干粉                                | 700g / 支                                                                        | KC2003G2B                                              | 广州康盛生物科技有限公司    |      |
| XY2052 | 血液透析B干粉                                | 1200g / 支                                                                       | KC2003F3B                                              | 广州康盛生物科技有限公司    |      |
| XY2053 | 血液透析B干粉                                | 1200g / 支                                                                       | KC2003G3B                                              | 广州康盛生物科技有限公司    |      |
| XY2054 | 血液透析干粉                                 | 1800g / 人份                                                                      | KC200101A\$KC200101B                                   | 广州康盛生物科技有限公司    |      |
| XY2055 | 血液透析干粉                                 | 1945g / 套                                                                       | KC200102A\$KC200102B                                   | 广州康盛生物科技有限公司    |      |
| XY2057 | 体外循环管路（包含血液滤过 / 血浆置换管路、血液透析滤过管路、儿童血液滤过 | WP-HF400-THF-01.01\$WP-HF400-THDF-01.01\$WP-HF400-TPH-01.01\$WP-HF400-TDF-01.01 | WP-HF400-THF-01.01\$WP-HF400-THDF-01.01\$WP-HF400-TPH- | 珠海保税区大生生物科技有限公司 |      |
| XY2058 | 体外循环管路                                 | WP-TY001-THD-01.01                                                              | WP-TY001-THD-01.01                                     | 珠海保税区大生生物科技有限公司 |      |
| XY2059 | 体外循环管路                                 | WP-TY001-THD-02.01\$WP-TY001-THD-03.01                                          | WP-TY001-THD-02.01\$WP-TY001-THD-03.01                 | 珠海保税区大生生物科技有限公司 |      |
| XY2060 | 血液净化装置的体外循环水路                          | CHDF-21C                                                                        | CHDF-21C                                               | 日本川澄化学工业株式会社    |      |
| XY2061 | 血液净化装置的体外循环水路                          | CHDF-P21C                                                                       | CHDF-P21C                                              | 日本川澄化学工业株式会社    |      |
| XY2062 | 血液净化装置的体外循环水路                          | CHDF-P21BC                                                                      | CHDF-P21BC                                             | 日本川澄化学工业株式会社    |      |
| XY2063 | 血液净化装置的体外循环水路                          | PE-21C                                                                          | PE-21C                                                 | 日本川澄化学工业株式会社    |      |

| 流水号    | 产品名称          | 产品规格        | 产品型号               | 生产企业         | 挂网企业 |
|--------|---------------|-------------|--------------------|--------------|------|
| XY2064 | 血液净化装置的体外循环血路 | PE-P21C     | PE-P21C            | 日本川澄化学工业株式会社 |      |
| XY2065 | 血液净化装置的体外循环血路 | DFPP-21C    | DFPP-21C           | 日本川澄化学工业株式会社 |      |
| XY2066 | 血液净化装置的体外循环血路 | PP-21C      | PP-21C             | 日本川澄化学工业株式会社 |      |
| XY2067 | 血液净化装置的体外循环血路 | LCAP-21C    | LCAP-21C           | 日本川澄化学工业株式会社 |      |
| XY2085 | 血液透析浓缩物（A液）   | A液：5L / 桶   | WGTXY-2F\$WGTXY-2G | 山东威高药业有限公司   |      |
| XY2086 | 血液透析浓缩物（A液）   | A液：10L / 桶  | WGTXY-2F\$WGTXY-2G | 山东威高药业有限公司   |      |
| XY2087 | 血液透析浓缩物（A液）   | A液：11L / 桶  | WGTXY-2F\$WGTXY-2G | 山东威高药业有限公司   |      |
| XY2088 | 血液透析浓缩物（B液）   | B液：10L / 桶  | WGTXY-2F\$WGTXY-2G | 山东威高药业有限公司   |      |
| XY2089 | 血液透析浓缩物（B液）   | B液：11L / 桶  | WGTXY-2F\$WGTXY-2G | 山东威高药业有限公司   |      |
| XY2090 | 血液透析浓缩物（B液）   | B液：12L / 桶  | WGTXY-2F\$WGTXY-2G | 山东威高药业有限公司   |      |
| XY2098 | 人工肾机透析用碱性干粉   | CHDB BP-200 | CHDB BP-200        | 上海和亭商贸有限公司   |      |
| XY2099 | 联机B干粉         | CHDB BP-252 | CHDB BP-252        | 上海和亭商贸有限公司   |      |

| 流水号    | 产品名称                  | 产品规格                                             | 产品型号                                                | 生产企业           | 挂网企业 |
|--------|-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------|
| XY2100 | 联机B干粉                 | CHDB BP-253                                      | CHDB BP-253                                         | 上海和亭商贸有限公司     |      |
| XY2101 | 人工肾机透析用酸性浓液<br>(和亭A液) | CHDA AL-246\$CHDA-LC AL-<br>245\$CHDA-SLC AL-244 | CHDA AL-246\$CHDA-LC<br>AL-245\$CHDA-SLC AL-<br>244 | 上海和亭商贸有限公司     |      |
| XY2102 | 人工肾机透析用酸性浓液<br>(和亭A液) | CHDA-LC AL-845\$CHDA-SLC AL-<br>844              | CHDA-LC AL-845\$CHDA-<br>SLC AL-844                 | 上海和亭商贸有限公司     |      |
| XY2109 | 空心纤维透析器               | HD-120 (低通膜面积1.2m2)                              | HD-120 (低通膜面积<br>1.2m2)                             | 山西华鼎医疗器械制造有限公司 |      |
| XY2110 | 空心纤维透析器               | HD-140 (低通膜面积1.4m2)                              | HD-140 (低通膜面积<br>1.4m2)                             | 山西华鼎医疗器械制造有限公司 |      |
| XY2111 | 空心纤维透析器               | HP-130 (低通膜面积1.3m2)                              | HP-130 (低通膜面积<br>1.3m2)                             | 山西华鼎医疗器械制造有限公司 |      |
| XY2118 | 人工肾机透析用碱性干粉           | CHDB BP-800                                      | CHDB BP-800                                         | 上海和亭商贸有限公司     |      |
| XY2119 | 联机B干粉                 | CHDB BP-252 (720)                                | CHDB BP-252 (720)                                   | 上海和亭商贸有限公司     |      |
| XY2120 | 联机B干粉                 | CHDB BP-252 (900)                                | CHDB BP-252 (900)                                   | 上海和亭商贸有限公司     |      |
| XY2121 | 联机B干粉                 | CHDB BP-252 (1100)                               | CHDB BP-252 (1100)                                  | 上海和亭商贸有限公司     |      |
| XY2122 | 联机B干粉                 | CHDB BP-253 (720)                                | CHDB BP-253 (720)                                   | 上海和亭商贸有限公司     |      |
| XY2123 | 联机B干粉                 | CHDB BP-253 (900)                                | CHDB BP-253 (900)                                   | 上海和亭商贸有限公司     |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格               | 产品型号               | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|--------|------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------|
| XY2124 | 联机B干粉      | CHDB BP-253 (1100) | CHDB BP-253 (1100) | 上海和亨商贸有限公司                           |      |
| XY2125 | 一次性使用血液灌流器 | YQ-340             | MHC- I 型           | 天津市阳权医疗器械有限公司                        |      |
| XY2126 | 一次性使用血液灌流器 | YQ-250             | MHC- I 型           | 天津市阳权医疗器械有限公司                        |      |
| XY2136 | 中空纤维透析器    | Polyflux 14L       | Polyflux 14L       | 德国Gambro Dialysatoren GmbH           |      |
| XY2137 | 中空纤维透析器    | Polyflux 17L       | Polyflux 17L       | 德国Gambro Dialysatoren GmbH           |      |
| XY2138 | 中空纤维透析器    | Polyflux 21L       | Polyflux 21L       | 德国Gambro Dialysatoren GmbH           |      |
| XY2140 | 弯型双腔血透插管套装 | 8888115132         | 8888115132         | 美国 Covidien llc                      |      |
| XY2141 | 弯型双腔血透插管套装 | 8888115162         | 8888115162         | 美国 Covidien llc                      |      |
| XY2142 | 弯型双腔血透插管套装 | 8888115192         | 8888115192         | 美国 Covidien llc                      |      |
| XY2143 | 弯型双腔血透插管套装 | 8888115242         | 8888115242         | 美国 Covidien llc                      |      |
| XY2145 | 一次性使用引流袋   | FE4476             | FE4476             | 泰国Infus Medical (Thailand) Co., Ltd. |      |
| XY2146 | 血液透析 / 滤过器 | 1.3膜面积             | TS-1.3S            | 日本东シ株式会社                             |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业                                                    | 挂网企业 |
|--------|------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|------|
| XY2147 | 血液透析 / 滤过器 | 1.6膜面积     | TS-1.6SL   | 日本东シ株式会社                                                |      |
| XY2148 | 血液透析 / 滤过器 | 1.8膜面积     | TS-1.8SL   | 日本东シ株式会社                                                |      |
| XY2149 | 血液透析 / 滤过器 | 1.3膜面积     | B3-1.3A    | 日本东シ株式会社                                                |      |
| XY2150 | 血液透析 / 滤过器 | 1.6 膜面积    | B3-1.6A    | 日本东シ株式会社                                                |      |
| XY2151 | 血液透析 / 滤过器 | 1.8膜面积     | B3-1.8A    | 日本东シ株式会社                                                |      |
| XY2152 | 血液透析 / 滤过器 | 1.3膜面积     | B1-1.3H    | 日本东シ株式会社                                                |      |
| XY2153 | 血液透析 / 滤过器 | 1.6膜面积     | B1-1.6H    | 日本东シ株式会社                                                |      |
| XY2154 | 血液透析 / 滤过器 | 1.8膜面积     | B1-1.8H    | 日本东シ株式会社                                                |      |
| XY2155 | 血液透析 / 滤过器 | 1.3膜面积     | TS-1.3U    | 日本东シ株式会社                                                |      |
| XY2156 | 血液透析 / 滤过器 | 1.6膜面积     | TS-1.6UL   | 日本东シ株式会社                                                |      |
| XY2157 | 血液透析 / 滤过器 | 1.8膜面积     | TS-1.8UL   | 日本东シ株式会社                                                |      |
| XY2188 | 空心纤维透析器    | REXEED-13L | REXEED-13L | 日本Asahi Kasei Kuraray Medical Co. Ltd. (日本旭化成可乐丽医疗株式会社) |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格       | 产品型号       | 生产企业                                                    | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|------|
| XY2189 | 空心纤维透析器                 | REXEED-15L | REXEED-15L | 日本Asahi Kasei Kuraray Medical Co., Ltd.（日本旭化成可乐丽医疗株式会社） |      |
| XY2190 | 空心纤维透析器                 | REXEED-18L | REXEED-18L | 日本Asahi Kasei Kuraray Medical Co., Ltd.（日本旭化成可乐丽医疗株式会社） |      |
| XY2195 | 一次性使用血液净化装置的体外循环管路      | CBL-5      | CH-003E    | 金宝医疗器材（上海）有限公司                                          |      |
| XY2196 | 一次性使用血液净化装置的体外循环管路      | CBL-8      | CH-001E    | 金宝医疗器材（上海）有限公司                                          |      |
| XY2197 | 一次性使用血液净化装置的体外循环管路      | CBL-E      | 90-E4C     | 金宝医疗器材（上海）有限公司                                          |      |
| XY2198 | 一次性使用血液净化装置的体外循环管路      | CBL-E      | 10-E4C     | 金宝医疗器材（上海）有限公司                                          |      |
| XY2205 | 一次性使用血液灌流器（商品名：一次性使用炭肾） | 200g       | YTS-200    | 廊坊市爱尔血液净化器材厂                                            |      |
| XY2206 | 一次性使用血液灌流器（商品名：一次性使用炭肾） | 180g       | YTS-180    | 廊坊市爱尔血液净化器材厂                                            |      |
| XY2207 | 一次性使用血液灌流器（商品名：一次性使用炭肾） | 160g       | YTS-160    | 廊坊市爱尔血液净化器材厂                                            |      |
| XY2208 | 一次性使用血液灌流器（商品名：一次性使用炭肾） | 150g       | YTS-150    | 廊坊市爱尔血液净化器材厂                                            |      |
| XY2209 | 一次性使用血液灌流器（商品名：一次性使用炭肾） | 100g       | YTS-100    | 廊坊市爱尔血液净化器材厂                                            |      |
| XY2210 | 一次性使用血液灌流器（商品名：一次性使用炭肾） | 60g        | YTS-60     | 廊坊市爱尔血液净化器材厂                                            |      |



| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                  | 产品型号                  | 生产企业                | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------|
| XY2211 | 一次性使用血液灌流器（商品名：一次性使用树脂吸附柱） | 330ml                 | ZX-330                | 廊坊市爱尔血液净化器材厂        |      |
| XY2212 | 一次性使用血液灌流器（商品名：一次性使用树脂吸附柱） | 260ml                 | ZX-260                | 廊坊市爱尔血液净化器材厂        |      |
| XY2213 | 一次性使用血液灌流器（商品名：一次性使用树脂吸附柱） | 230ml                 | ZX-230                | 廊坊市爱尔血液净化器材厂        |      |
| XY2214 | 一次性使用血液灌流器（商品名：一次性使用树脂吸附柱） | 150ml                 | ZX-150                | 廊坊市爱尔血液净化器材厂        |      |
| XY2215 | 一次性使用血液灌流器（商品名：一次性使用树脂吸附柱） | 100ml                 | ZX-100                | 廊坊市爱尔血液净化器材厂        |      |
| XY2216 | 一次性使用血液灌流器（商品名：一次性使用树脂吸附柱） | 80ml                  | ZX-80                 | 廊坊市爱尔血液净化器材厂        |      |
| XY2217 | 一次性使用阴离子树脂血浆吸附柱            | 350ml                 | AR-350                | 廊坊市爱尔血液净化器材厂        |      |
| XY2218 | 一次性使用阴离子树脂血浆吸附柱            | 280ml                 | AR-280                | 廊坊市爱尔血液净化器材厂        |      |
| XY2219 | 一次性使用阴离子树脂血浆吸附柱            | 180ml                 | AR-180                | 廊坊市爱尔血液净化器材厂        |      |
| XY2237 | 滤器及管路配套 Prismaflex HF sets | Prismaflex HF20 set   | Prismaflex HF20 set   | 法国GAMBRO INDUSTRIES |      |
| XY2238 | 滤器及管路配套 Prismaflex HF sets | Prismaflex HF1000 set | Prismaflex HF1000 set | 法国GAMBRO INDUSTRIES |      |
| XY2239 | 滤器及管路配套 Prismaflex HF sets | Prismaflex HF1400 set | Prismaflex HF1400 set | 法国GAMBRO INDUSTRIES |      |

| 流水号    | 产品名称        | 产品规格              | 产品型号              | 生产企业                                   | 挂网企业 |
|--------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|------|
| XY2244 | 空心纤维血液透析滤过器 | Ultraflux AV Paed | Ultraflux AV Paed | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2245 | 一次性使用血液灌流器  | YTS-60            | 60g               | 淄博康贝医疗器械有限公司                           |      |
| XY2246 | 一次性使用血液灌流器  | YTS-100           | 100g              | 淄博康贝医疗器械有限公司                           |      |
| XY2247 | 一次性使用血液灌流器  | YTS-150           | 150g              | 淄博康贝医疗器械有限公司                           |      |
| XY2248 | 一次性使用血液灌流器  | YTS-160           | 160g              | 淄博康贝医疗器械有限公司                           |      |
| XY2249 | 一次性使用血液灌流器  | YTS-180           | 180g              | 淄博康贝医疗器械有限公司                           |      |
| XY2250 | 一次性使用血液灌流器  | YTS-200           | 200g              | 淄博康贝医疗器械有限公司                           |      |
| XY2251 | 空心纤维血液透析器   | Hemoflow F4HPS    | Hemoflow F4HPS    | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2252 | 空心纤维血液透析器   | Hemoflow F5HPS    | Hemoflow F5HPS    | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2253 | 空心纤维血液透析器   | Hemoflow F6HPS    | Hemoflow F6HPS    | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2254 | 空心纤维血液透析器   | Hemoflow F7HPS    | Hemoflow F7HPS    | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2255 | 空心纤维血液透析器   | Hemoflow F8HPS    | Hemoflow F8HPS    | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |

| 流水号    | 产品名称        | 产品规格              | 产品型号              | 生产企业                                   | 挂网企业 |
|--------|-------------|-------------------|-------------------|----------------------------------------|------|
| XY2256 | 空心纤维血液透析器   | Hemoflow F10HPS   | Hemoflow F10HPS   | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2257 | 空心纤维血液透析滤过器 | Ultraflux AV400S  | Ultraflux AV400S  | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2258 | 空心纤维透析器     | Ultraflux AV600S  | Ultraflux AV600S  | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2259 | 空心纤维血透透析滤过器 | Ultraflux AV1000S | Ultraflux AV1000S | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2260 | 空心纤维血液透析滤过器 | FX40              | FX40              | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2261 | 空心纤维血液透析滤过器 | FX50              | FX50              | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2262 | 空心纤维血液透析滤过器 | FX60              | FX60              | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2263 | 空心纤维血液透析滤过器 | FX80              | FX80              | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2264 | 空心纤维血液透析滤过器 | FX100             | FX100             | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2265 | 空心纤维血液透析滤过器 | Hemoflow F40S     | Hemoflow F40S     | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2266 | 空心纤维血液透析滤过器 | Hemoflow F50S     | Hemoflow F50S     | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2267 | 空心纤维血液透析滤过器 | Hemoflow F60S     | Hemoflow F60S     | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |

| 流水号    | 产品名称                                   | 产品规格                                          | 产品型号                                                      | 生产企业                                   | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|
| XY2268 | 空心纤维血液透析滤过器                            | Hemoflow F70S                                 | Hemoflow F70S                                             | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2269 | 空心纤维血液透析滤过器                            | Hemoflow HF80S                                | Hemoflow HF80S                                            | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2270 | 血液透析用干粉                                | Granudial AF10                                | Granudial AF10                                            | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2271 | 血透透析用干粉                                | Granudial AF11                                | Granudial AF11                                            | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2272 | 血液透析用干粉                                | Granudial AF13                                | Granudial AF13                                            | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2273 | 血液净化体外循环回路                             | AV-Set FMC (FA 204 C / FV 204E) BVM           | 用于医师处方的体外碳酸氢盐血液透析或血液透析滤过                                  | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2274 | 血液透析用管路                                | AV-Set ADM 08                                 | AV-Set ADM 08                                             | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2275 | 血液透析用管路                                | Filtrate System ABM 08                        | Filtrate System ABM 08                                    | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2276 | 血液透析用管路                                | Substitute System ABM 08                      | Substitute System ABM 08                                  | 德国 Fresenius Medical Care AG & Co.KGaA |      |
| XY2281 | 一次性使用动静脉瘘穿刺针<br>(商品名: Diacan-Diacan S) | Diacan 16*25*300\$Diacan fixed wing 16*25*300 | 70232660 (Diacan 16*25*300) \$70242660 (Diacan fixed wing | 德国 B. Braun Avitum AG                  |      |
| XY2282 | 一次性使用动静脉瘘穿刺针<br>(商品名: Diacan-Diacan S) | Diacan 17*25*300\$Diacan fixde wing 17*25*300 | 70232760 (Diacan 17*25*300) \$70242760 (Diacan fixde wing | 德国 B. Braun Avitum AG                  |      |
| XY2291 | 一次性使用无菌中心静脉导管包 (血透专用)                  | 8F                                            | CVC-01                                                    | 深圳市顺美医疗科技有限公司                          |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格            | 产品型号       | 生产企业            | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|-----------------|------------|-----------------|------|
| XY2292 | 一次性使用无菌中心静脉导管包（血透专用）       | 8F\$11. 5F\$12F | CVC-02     | 深圳市顺美医疗科技有限公司   |      |
| XY2293 | 血液透析用中心静脉导管套件              | 8888145001      | 8888145001 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2294 | 血液透析用中心静脉导管套件              | 8888145002      | 8888145002 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2295 | 血液透析用中心静脉导管套件              | 8888145003      | 8888145003 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2296 | 血液透析用中心静脉导管套件              | 8888145004      | 8888145004 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2297 | 血液透析用中心静脉导管套件              | 8888145251      | 8888145251 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2298 | 血液透析用中心静脉导管套件              | 8888145252      | 8888145252 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2299 | 血液透析用中心静脉导管套件              | 8888145253      | 8888145253 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2300 | 血液透析用中心静脉导管套件              | 8888145254      | 8888145254 | 美国 Covidien llc |      |
| XY2301 | 一次性使用血液灌流器（商品名：一次性使用树脂灌流器） | RA100           | RA100      | 淄博康贝医疗器械有限公司    |      |
| XY2302 | 一次性使用血液灌流器（商品名：一次性使用树脂灌流器） | RA130           | RA130      | 淄博康贝医疗器械有限公司    |      |
| XY2303 | 一次性使用血液灌流器（商品名：一次性使用树脂灌流器） | RA150           | RA150      | 淄博康贝医疗器械有限公司    |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                                                 | 产品型号                                                   | 生产企业          | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------|
| XY2304 | 一次性使用血液灌流器（商品名：一次性使用树脂灌流器） | RA200                                                | RA200                                                  | 淄博康贝医疗器械有限公司  |      |
| XY2305 | 一次性使用血液灌流器（商品名：一次性使用树脂灌流器） | RA280                                                | RA280                                                  | 淄博康贝医疗器械有限公司  |      |
| XY2306 | 一次性使用血液灌流器（商品名：一次性使用树脂灌流器） | RA330                                                | RA330                                                  | 淄博康贝医疗器械有限公司  |      |
| XY2307 | 一次性使用血液灌流器（商品名：一次性使用树脂灌流器） | RA230                                                | RA230                                                  | 淄博康贝医疗器械有限公司  |      |
| XY2308 | 中空纤维透析器                    | CTA-1200CH                                           | CTA-1200CH                                             | 日本川澄化学工业株式会社  |      |
| XY2309 | 中空纤维透析器                    | CTA-1500CH                                           | CTA-1500CH                                             | 日本川澄化学工业株式会社  |      |
| XY2310 | 中空纤维透析器                    | CTA-2000CH                                           | CTA-2000CH                                             | 日本川澄化学工业株式会社  |      |
| XY2326 | 血液净化装置的体外循环血路              | 本产品采用聚氯乙烯、聚丙烯材料制造                                    | KPE-8801\$KPE-88PE\$KPD-8810\$KPD-88DF\$KHP-88HF\$KPD- | 日本川澄化学工业株式会社  |      |
| XY2327 | 膜型血浆分离器                    | EC-1A20\$EC-2A20\$EC-3A20\$EC-4A20\$EC-2A10\$EC-4A10 | EC-1A20\$EC-2A20\$EC-3A20\$EC-4A20\$EC-2A10\$EC-4A10   | 日本川澄化学工业株式会社  |      |
| XY2328 | 膜型血浆成分分离器                  | 2A20\$3A20\$4A20\$5A20\$2A10\$4A10                   | 2A20\$3A20\$4A20\$5A20\$2A10\$4A10                     | 日本川澄化学工业株式会社  |      |
| XY2330 | 一次性使用动静脉穿刺针                | 1.8                                                  | 15G                                                    | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |
| XY2331 | 一次性使用动静脉穿刺针                | 1.8                                                  | 15G                                                    | 大连JMS医疗器具有限公司 |      |

| 流水号    | 产品名称                  | 产品规格     | 产品型号     | 生产企业                       | 挂网企业 |
|--------|-----------------------|----------|----------|----------------------------|------|
| XY2332 | 一次性使用动静脉穿刺针           | 1.6      | 16G      | 大连JMS医疗器具有限公司              |      |
| XY2333 | 一次性使用动静脉穿刺针           | 1.6带保护盒  | 16G      | 大连JMS医疗器具有限公司              |      |
| XY2334 | 一次性使用动静脉穿刺针           | 1.4      | 17G      | 大连JMS医疗器具有限公司              |      |
| XY2335 | 一次性使用动静脉穿刺针           | 1.4      | 17G      | 大连JMS医疗器具有限公司              |      |
| XY2336 | 一次性使用动静脉穿刺针           | 1.2      | 18G      | 大连JMS医疗器具有限公司              |      |
| XY2337 | 一次性使用动静脉穿刺针           | 1.2      | 18G      | 大连JMS医疗器具有限公司              |      |
| XY2338 | 一次性使用动静脉穿刺针           | 1.6不带保护盒 | 16G      | 大连JMS医疗器具有限公司              |      |
| XY2350 | 血浆分离器                 | PF2000N  | PF2000N  | 德国Gambro Dialysatoren GmbH |      |
| XY2351 | 血浆分离器                 | PF1000N  | PF1000N  | 德国Gambro Dialysatoren GmbH |      |
| XY2352 | 柠檬酸消毒液                | 5L       | LMYL001  | 杭州绿萌医疗用品有限公司               |      |
| XY2353 | 持续徐缓式血液滤过器<br>CUREFLO | ACF-130W | ACF-130W | 日本旭化成医疗株式会社/有限公司           |      |
| XY2354 | 持续徐缓式血液滤过器<br>CUREFLO | ACF-180W | ACF-180W | 日本旭化成医疗株式会社/有限公司           |      |

| 流水号    | 产品名称       | 产品规格                                                                      | 产品型号                                                 | 生产企业                                                        | 挂网企业 |
|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|
| XY2360 | 血液透析导管套装   | Hemo-Cath                                                                 | SL28C-C\$SL28-C\$SL32C-C\$SL32-C\$SL28CPC-C\$SL28PC- | 美国 Medical Components, Inc.                                 |      |
| XY2365 | 八光血液加温管    | M型-3.4*5.1*4000mm 约3000ml<br>容量36ml 普通型\$MB型-<br>3.4*5.1*4000mm 约3000ml容量 | M型\$MB型                                              | 日本株式会社八光                                                    |      |
| XY2369 | 血液透析液      | HB-Y-I A液 (10L) \$HB-Y-II A<br>液 (10L)                                    | HB-Y-I\$HB-Y-II                                      | 南京海波医疗器械有限公司                                                |      |
| XY2370 | 血液透析液      | HB-Y-I B液 (9L)                                                            | HB-Y-I                                               | 南京海波医疗器械有限公司                                                |      |
| XY2371 | 血液透析液      | HB-Y-II B液 (12.5L)                                                        | HB-Y-II                                              | 南京海波医疗器械有限公司                                                |      |
| XY2372 | 透析粉        | 1套 / 袋                                                                    | HB-F-I\$HB-F-II                                      | 南京海波医疗器械有限公司                                                |      |
| XY2373 | 选择性血浆成分吸附器 | PLASORBA BR-350 (L)                                                       | PLASORBA BR-350 (L)                                  | 日本Asahi Kasei Kuraray Medical Co., Ltd.<br>(日本旭化成可乐丽医疗株式会社) |      |
| XY2378 | 透析干粉       | A粉                                                                        | P3-1                                                 | 天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司                                          |      |
| XY2379 | 透析干粉       | B粉                                                                        | P3-1                                                 | 天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司                                          |      |
| XY2381 | 透析干粉       | A粉                                                                        | P1-1                                                 | 天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司                                          |      |
| XY2382 | 透析干粉       | A粉                                                                        | P2-1                                                 | 天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司                                          |      |
| XY2383 | 透析干粉       | B粉                                                                        | P1-1                                                 | 天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司                                          |      |



| 流水号    | 产品名称      | 产品规格                                                          | 产品型号                                                      | 生产企业                        | 挂网企业 |
|--------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|------|
| XY2384 | 透析干粉      | B粉                                                            | P2-1                                                      | 天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司          |      |
| XY2422 | 透析干粉      | B粉（干粉筒）                                                       | P3-1                                                      | 天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司          |      |
| XY2423 | 透析干粉      | B粉（干粉袋）                                                       | P3-1                                                      | 天津市肾友达医疗设备技术开发有限公司          |      |
| XY2428 | 血液透析导管及附件 | 长期，14.5F x 24cm，直管\$长期，14.5F x 28cm，直管\$长期，14.5F x 32cm，直管\$长 | HFS24-C\$HFS28-C\$HFS32-C\$HFS24PC-C\$HFS28PC-C\$HFS32PC- | 美国 Medical Components, Inc. |      |
| XY2429 | 血液透析导管及附件 | 长期，15.5F*24CM 直管\$长期，15.5F*28CM 直管\$长期，15.5F*32CM 直管\$长期，     | THD155424S-C\$THD155428S-C\$THD155432S-                   | 美国 Medical Components, Inc. |      |
| XY2430 | 血液透析导管及附件 | 长期，15.5F*36CM直管\$长期，15.5F*40CM直管\$长期15.5F*36CM 预弯             | THD155436S-C\$THD155440S-C\$THD155636S-C                  | 美国 Medical Components, Inc. |      |
| XY2431 | 血液透析导管及附件 | 长期，15.5F*55CM                                                 | THD155455S-C                                              | 美国 Medical Components, Inc. |      |
| XY2432 | 血液透析导管及附件 | 9F*12cm，小儿，直管\$9F*15cm，小儿，直管\$9F*20cm，小儿，直管                   | XTP94MT-C\$XTP96MT-C\$XTP98MT-C                           | 美国 Medical Components, Inc. |      |
| XY2433 | 血液透析导管及附件 | 临时，9F*12cm 小儿，同轴，IJ预弯\$临时，9F*15cm 小儿，同轴，IJ预弯\$临时，9F*20cm 小    | XTP94IJS-C\$XTP96IJS-C\$XTP98IJS-C                        | 美国 Medical Components, Inc. |      |
| XY2434 | 血液透析导管及附件 | 临时，11.5F x 12cm，同轴，直管\$临时11.5F x 15cm，同轴，直管\$临时11.5F x 20cm，  | XTP114MT-C\$XTP116MT-C\$XTP118MT-C\$XTP119MT-C            | 美国 Medical Components, Inc. |      |
| XY2435 | 血液透析导管及附件 | 临时，11.5F x 12cm，同轴，IJ预弯\$临时，11.5F x 15cm，同轴，IJ预弯              | XTP114IJS-C\$XTP116IJS-C                                  | 美国 Medical Components, Inc. |      |
| XY2436 | 血液透析导管及附件 | 临时，12F x 15cm，侧孔加强，直管\$临时，12F x 20cm，侧孔加强，直管，\$临时，12F x       | XTP126MT-C\$XTP128MT-C\$XTP129MT-C\$XTP126IJS-            | 美国 Medical Components, Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                           | 产品规格                                                            | 产品型号                                                        | 生产企业                              | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|
| XY2439 | 血液透析导管及附件                      | 临时，11.5F x 20cm，三腔，直管                                           | XTP3118MT-C                                                 | 美国 Medical Components, Inc.       |      |
| XY2448 | 带滤器的补液装置Ultra Steriset         | Ultra SteriSet                                                  | Ultra SteriSet                                              | 法国GAMBRO INDUSTRIES               |      |
| XY2449 | 血液透析滤过器                        | Revaclear 300                                                   | Revaclear 300                                               | 德国Gambro Dialysatoren GmbH        |      |
| XY2450 | 血液透析滤过器                        | Revaclear 400                                                   | Revaclear 400                                               | 德国Gambro Dialysatoren GmbH        |      |
| XY2472 | 分子吸附循环系统治疗套件MARS Treatment Kit | 1112/0\$1112/1\$1412/1-MARSmini\$1115/1-PrisMARS\$1116/1-X-MARS | 1112/0\$1112/1\$1412/1-MARSmini\$1115/1-PrisMARS\$1116/1-X- | 瑞典Gambro Lundia AB公司              |      |
| XY2476 | 膜型血浆分离器                        | Plasmaflo OP-02W\$Plasmaflo OP-05W\$Plasmaflo OP-08W            | Plasmaflo OP-02W\$Plasmaflo OP-05W\$Plasmaflo OP-08W        | 日本旭化成医疗株式会社/有限公司                  |      |
| XY2477 | 空心纤维血液透析滤过器                    | FX50\$FX60\$FX80\$FX100                                         | FX50\$FX60\$FX80\$FX100                                     | Fresenius Medical Care Japan K.K. |      |
| XY2479 | 血液净化装置的体外循环回路                  | P-1动脉回路                                                         | PE-P21C                                                     | 日本川澄化学工业株式会社                      |      |
| XY2480 | 血液净化装置的体外循环回路                  | P-2静脉回路                                                         | PE-P21C                                                     | 日本川澄化学工业株式会社                      |      |
| XY2481 | 血液净化装置的体外循环回路                  | P-3血浆分离回路                                                       | PE-P21C                                                     | 日本川澄化学工业株式会社                      |      |
| XY2482 | 血液净化装置的体外循环回路                  | P-4返浆回路                                                         | PE-P21C                                                     | 日本川澄化学工业株式会社                      |      |
| XY2483 | 血液净化装置的体外循环回路                  | P-5血浆压回路                                                        | PE-P21C                                                     | 日本川澄化学工业株式会社                      |      |

| 流水号    | 产品名称              | 产品规格                                                                                          | 产品型号                                                                                          | 生产企业                                                     | 挂网企业 |
|--------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| XY2490 | 膜肺                |                                                                                               | CX*RX05RW                                                                                     | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）                  |      |
| XY2491 | 膜式氧合器             | D901 LILLIPUT 1\$D902 LILLIPUT 2                                                              | D901 LILLIPUT 1\$D902 LILLIPUT 2                                                              | 意大利Sorin Biomedica Cardio S.r.l（意大利索林生物医疗器械有限公司）         |      |
| XY2498 | 一次性使用空气过滤器        | K0. 2\$K0. 4                                                                                  | K0. 2\$K0. 4                                                                                  | 上海振浦医用设备有限公司                                             |      |
| XY2502 | 血液浓缩器             | HPH400\$HPH400TS\$HPH1000\$HPH1000TS\$HPH1400\$HPH1400TS\$HPH700\$HPH700TS\$HPHJUNIOR\$HPHMIN | HPH400\$HPH400TS\$HPH1000\$HPH1000TS\$HPH1400\$HPH1400TS\$HPH700\$HPH700TS\$HPHJUNIOR\$HPHMIN | 美国Medivators, Inc                                        |      |
| XY2503 | 中空纤维膜式氧合器         | CX*SX10\$CX*SX10R\$CX*SX18\$CX*SX18R                                                          | CX*SX10\$CX*SX10R\$CX*SX18\$CX*SX18R                                                          | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）                                        |      |
| XZ0063 | 射频消融导管连线          | 连线长度：120cm\$连线长度：210cm\$连线长度：300cm                                                            | 210061M\$210058P\$210059-210060\$210051P-210052P\$210053-                                     | 美国C.R. Bard, Inc. Electrophysiology Division             |      |
| XZ0149 | 漂浮导管              | 4、5、6、7、8、9、10、12、14、16、18孔                                                                   | ZSDC02                                                                                        | 美国Arrow International, Inc                               |      |
| XZ0209 | 标测电极导管尾线          | 120cm\$122cm\$125cm\$210cm\$213cm                                                             | 008568P\$006590P\$200088P-200089P\$200774P\$3900                                              | 美国Bard Glens Falls Operation Division of C.R. Bard, Inc. |      |
| XZ0210 | 冠脉导丝              |                                                                                               | CW*NA1418SM                                                                                   | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）                  |      |
| XZ0237 | 桡动脉鞘              |                                                                                               | RS*A40G16AQZ\$RS*A40G16SQZ\$RS*A50G16AQZ\$RS*A50G16SQZ\$RS*A60G1                              | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）                  |      |
| XZ0299 | 心脏介入普通鞘组（桡动脉穿刺套装） | 11cm, Avanti Plus 导管护套导入器及套件                                                                  | 504604A\$504610T\$402604T\$402610A\$504604X\$504611X\$402604P\$4026                           | 美国Cordis Corporation                                     |      |
| XZ0320 | 左右共用造影导管          |                                                                                               | RQ*4TIG10M\$RQ*4TIG110M\$RQ*4TIG118M\$RQ*5TIG10M\$RQ*5TIG110M\$RQ                             | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）                  |      |

| 流水号    | 产品名称            | 产品规格                                               | 产品型号                                           | 生产企业                                                      | 挂网企业 |
|--------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| XZ0523 | 一次性压力延长管        | 90cm                                               | MX562                                          | 美国 Smiths Medical ASD, Inc                                |      |
| XZ0530 | 血管闭合器           | 610120                                             | 6F                                             | 美国St. Jude Medical Daig Division (圣犹达医疗用品有限公司Daig部)       |      |
| XZ0534 | 撕开鞘             | 7F-9F                                              |                                                | 美国St. Jude Medical Daig Division (圣犹达医疗用品有限公司Daig部)       |      |
| XZ0544 | OPV尾线           | 210cm                                              | 390003p                                        | 美国Bard Glens Falls Operation Division of C. R. Bard, Inc. |      |
| XZ0545 | 10极尾线           | 560001P (210cm) \$560004P (120cm)                  | 560001P\$560004P                               | 美国Bard Glens Falls Operation Division of C. R. Bard, Inc. |      |
| XZ0546 | 4极尾线            | 210cm                                              | 560002p\$560002BP\$560002YP\$560002RP          | 美国Bard Glens Falls Operation Division of C. R. Bard, Inc. |      |
| XZ0603 | 动脉导管未闭封堵器       | LZPDA-10-08\$LZPDA-12-10\$LZPDA-14-12\$LZPDA-16-14 | LZPDA                                          | 北京龙舟飞渡记忆合金应用研究所                                           |      |
| XZ0637 | 冠状动脉支架 (非不锈钢支架) | 管状支架                                               | 1007841-08<br>12\$1007841-08<br>15\$1007841-08 | 美国Abbott Vascular                                         |      |
| XZ0642 | 三环注射器           | CCS100\$CCS800                                     | CCS100\$CCS800                                 | 美国麦瑞医疗设备有限公司                                              |      |
| XZ0643 | 三连板             | 503HN-R\$503HN-RX                                  | 503HN-R\$503HN-RX                              | 美国麦瑞医疗设备有限公司                                              |      |
| XZ0704 | 热稀释导管           | AI-07377-F                                         | AI-07377-F                                     | 美国Arrow International, Inc                                |      |
| XZ0713 | 动脉压迫止血器         | YM-GU-1229                                         | YM-GU-1229                                     | 天津怡美医疗器械有限公司                                              |      |

| 流水号    | 产品名称               | 产品规格                                                | 产品型号                                                                     | 生产企业                 | 挂网企业 |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|
| XZ0718 | 球囊扩张压力泵            | KDL—IN25\$KDL—IN30                                  | KDL—IN25\$KDL—IN30                                                       | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司  |      |
| XZ0719 | Y型连接器套装            | YCK111                                              | YCK111                                                                   | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司  |      |
| XZ0759 | 心脏介入造影导管           |                                                     | 538417\$538418\$538419<br>\$538420\$538421\$538422\$538423\$538424\$5384 | 美国Cordis Corporation |      |
| XZ0787 | 心脏介入导引导管           | 长度：100CM；直径： 外径：5F；内径：0.056 " \$长度：98CM；直径： 外径：5F；内 | 5F：5560020L\$5F：5560040L\$5F：5560080L\$5F：                               | 美国Cordis Corporation |      |
| XZ0800 | 心脏介入导引导管           | 6F 0.070 Vista Brite Tip导引导管                        | 67000000\$67000200\$67001200\$67000300\$67002600\$67002700\$670004       | 美国Cordis Corporation |      |
| XZ0817 | Torqr5F固定弯四极标测导管   | 5F / 110CM2 / 5 / 2                                 | TORQR5F04122JM\$TTORQR5F04122UM                                          | 美国Medtronic Inc.     |      |
| XZ0818 | Torqr5F固定弯四极标测导管   | 5F / 110CM5 / 5 / 5                                 | TORQR5F04125JM\$TTORQR5F04125UM                                          | 美国Medtronic Inc.     |      |
| XZ0819 | Torqr5F固定弯四极标测导管   | 5F / 110CM                                          | TORQR5F04121JM\$TTORQR5F04121UM                                          | 美国Medtronic Inc.     |      |
| XZ0820 | Torqr5F固定弯四极标测导管   | 5F / 80CM2 / 2 / 2                                  | TORQR5F04120DS                                                           | 美国Medtronic Inc.     |      |
| XZ0821 | Torqr 6F 固定弯四极标测导管 | 6F / 110CM 2 / 5 / 2                                | TORQR 6F<br>041002JM\$TTORQR 6F<br>041002UM                              | 美国Medtronic Inc.     |      |
| XZ0822 | Torqr 6F 固定弯四极标测导管 | 6F / 110CM 5 / 5 / 5                                | TORQR 6F<br>041005JM\$TTORQR 6F<br>041005UM\$TTORQR 6F                   | 美国Medtronic Inc.     |      |
| XZ0823 | Torqr 6F 固定弯四极标测导管 | 6F / 110CM 10 / 10 / 10                             | TORQR 6F<br>041010JM\$TTORQR 6F<br>041010UM                              | 美国Medtronic Inc.     |      |

| 流水号    | 产品名称                    | 产品规格                                                 | 产品型号                                                 | 生产企业             | 挂网企业 |
|--------|-------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|------|
| XZ0824 | TorqrCS固定弯十极标测导管        | 5F / 65CM2 / 8 / 2                                   | TORQR5F041865CS                                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| XZ0825 | TorqrCS固定弯十极标测导管        | 5F / 90CM2 / 5 / 2                                   | TORQR5F041890CS                                      | 美国Medtronic Inc. |      |
| XZ0826 | Marinr MC 多功能温控消融导管普通型  | 7F / 110CM 2 / 5 / 2\$7F / 112CM<br>2 / 5 / 2        | RF Marinr MC (普通型) 075302\$RF<br>Marinr MC (普通型)     | 美国Medtronic Inc. |      |
| XZ0827 | Marinr MC 多功能温控消融导管加硬型  | 7F / 110CM 2 / 5 / 2\$7F / 112CM<br>2 / 5 / 2        | RF Marinr MC (加硬型) 075312\$RF<br>Marinr MC (加硬型)     | 美国Medtronic Inc. |      |
| XZ0828 | Enhancer II 单弯温控消融导管普通型 | 7F / 90CM\$7F / 110CM                                | RF Enhancer II (普通型) 31744523\$RF<br>Enhancer II (普通 | 美国Medtronic Inc. |      |
| XZ0829 | Enhancer II 单弯温控消融导管加硬型 | 7F / 90CM电极间距2 / 5 / 2\$7F /<br>110CM\$电极间距2 / 5 / 2 | RF Enhancer II (加硬型) 31745533\$RF<br>Enhancer II (加硬 | 美国Medtronic Inc. |      |
| XZ0830 | Marinr 5F 单弯温控消融导管普通型   | 80 / 110CM 2 / 5 / 2\$7F; 2 / 5 /<br>2               | RF Marinr 5Fr (普通型) 076583\$RF<br>Marinr 5Fr (普通     | 美国Medtronic Inc. |      |
| XZ0831 | Marinr 5F 单弯温控消融导管加硬型   | 80 / 110CM 2 / 5 / 2\$7F; 2 / 5 /<br>2               | RF Marinr 5F (加硬型) 076585\$RF<br>Marinr 5F (加硬型)     | 美国Medtronic Inc. |      |
| XZ0832 | Conductr MC 双弯温控消融导管普通型 | 7F / 110 电极间距2 / 5 / 2                               | RF Conductr MC (普通型) 0786022\$RF<br>Conductr MC (普通  | 美国Medtronic Inc. |      |
| XZ0833 | Conductr MC 双弯温控消融导管加硬型 | 7F / 110 电极间距2 / 5 / 2                               | RF Conductr MC (加硬型) 0786042\$RF<br>Conductr MC (加硬  | 美国Medtronic Inc. |      |
| XZ0836 | 电极导管连接线05504SP          | Soloist, Torqr / Torqr CS 连线                         | 电极导管连接线<br>05504SP                                   | 美国Medtronic Inc. |      |
| XZ0837 | 电极导管连接线05504SP          | Soloist, Torqr / Torqr CS 连线                         | 电极导管连接线<br>05504SP                                   | 美国Medtronic Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                        | 产品规格                                    | 产品型号                                                                        | 生产企业                                            | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| XZ0838 | 标测电极导管连接线05508SP<br>(加长型)   | Soloist, Torqr / Torqr CS 连<br>线        | 标测电极导管连接线<br>05508SP (加长型)                                                  | 美国Medtronic Inc.                                |      |
| XZ0839 | 标测电极导管连接线05508SP<br>(加长型)   | Soloist, Torqr / Torqr CS 连<br>线        | 标测电极导管连接线<br>05508SP (加长型)                                                  | 美国Medtronic Inc.                                |      |
| XZ0840 | 电极连接线05514SP                | Soloist, Torqr / Torqr CS 连<br>线        | 电极连接线05514SP                                                                | 美国Medtronic Inc.                                |      |
| XZ0841 | 电极连接线05514SP                | Soloist, Torqr / Torqr CS 连<br>线        | 电极连接线05514SP                                                                | 美国Medtronic Inc.                                |      |
| XZ0842 | 电极连接线05518SP (加长<br>型)      | Soloist, Torqr / Torqr CS 连<br>线        | 电极连接线05518SP<br>(加长型)                                                       | 美国Medtronic Inc.                                |      |
| XZ0843 | 电极连接线05518SP (加长<br>型)      | Soloist, Torqr / Torqr CS 连<br>线        | 电极连接线05518SP<br>(加长型)                                                       | 美国Medtronic Inc.                                |      |
| XZ0852 | 导引导丝 (商品名:<br>Rotawire)     |                                         | H802228240022\$H80222<br>8240020\$H80223239001<br>2\$H8022390010\$H80223    | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科<br>学公司) |      |
| XZ0853 | 导丝 (商品名: PT2)               |                                         | H74938931010\$H749389<br>31012\$H7493893101J0\$<br>H7493893101J2\$H74938    | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科<br>学公司) |      |
| XZ0868 | 抽吸导管 (商品名:<br>Export)       | 直径: 6F; 长度: 145CM\$直径:<br>7F; 长度: 145CM | G1452006B\$GEZ62007B                                                        | 美国Medtronic Inc.                                |      |
| XZ0874 | 动脉鞘 (商品名: Input<br>TS)      | 长度: 23cm                                | 060037A\$070037A\$0800<br>37A\$090037A                                      | 美国Medtronic Inc.                                |      |
| XZ0876 | 导引导丝 (商品名: Skipper<br>RACE) | 0.014 "                                 | SKR195XFL14S\$SKR195F<br>LP14S\$SKR195FLS14S\$S<br>KR195MED14S\$SKR195ST    | 意大利Invatec S.p.A.                               |      |
| XZ0878 | 动脉鞘 (商品名: Input<br>TS)      | 长度: 7cm\$长度: 11cm                       | 040028A\$040031A\$0400<br>35A\$051101A\$061101A\$<br>071101A\$081101A\$0911 | 美国Medtronic Inc.                                |      |

| 流水号    | 产品名称                                             | 产品规格                                                   | 产品型号                                                                 | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| XZ0879 | 血管造影导管（商品名：ProFlo）                               | 6F\$7F                                                 | 004951\$006451\$006452\$006453\$006454\$006455\$006456\$006457\$0064 | 美国Medtronic Inc.                                                            |      |
| XZ0880 | 血管造影导管（商品名：SiteSeer）                             | 导管外径：4F\$导管外径：5F\$导管外径：6F                              | 04SR001\$04SR002\$04SR005\$04SR006\$04SR007\$04SR008\$04SR009\$04SR  | 美国Medtronic Inc.                                                            |      |
| XZ0892 | 导引导丝（商品名：HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT）          | H\$HJ                                                  | 1000460H\$1000460HJ\$1000462H\$1000462HJ\$1000463H\$1000463HJ        | 美国Abbott Vascular                                                           |      |
| XZ0926 | 压力延长管                                            | KDL-YX-020                                             | KDL-YX-020                                                           | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司                                                         |      |
| XZ0927 | 血管闭合器                                            | 直径：外径：6F；内径：0.035"                                     | 610132                                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| XZ0928 | 血管闭合器                                            | 直径：外径：8F；内径：0.038"                                     | 610133                                                               | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| XZ0945 | HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II 导引导丝 | 长度：190CM；外径：0.014"（0.36mm）\$长度：300CM；外径：0.014"（0.36mm） | 1009664\$1009664J\$1009665\$1009665J\$1009666\$1009666J\$1009667\$1  | 美国Abbott Vascular                                                           |      |
| XZ0959 | 室间隔缺损封堵器（AMPLATZER）                              |                                                        | 9-VSD-MEMB--004\$9-VSD-MEMB--006\$9-VSD-MEMB--008\$9-VSD-            | 美国 AGA MEDICAL CORPORATION:                                                 |      |
| XZ0966 | 血管缝合器系统（Perclose ProGlide）                       |                                                        | 12673                                                                | 美国 Abbott Laboratories Abbott Vascular Inc.                                 |      |
| XZ0984 | 电极连接线05116SP                                     | 电极连接线05116SP                                           | 电极连接线05116SP                                                         | 美国Medtronic Inc.                                                            |      |
| XZ0985 | 消融导管连接线05106 E25（加长型）                            | 消融导管连接线05106 E25（加长型）                                  | 消融导管连接线05106 E25（加长型）                                                | 美国Medtronic Inc.                                                            |      |
| XZ0986 | 消融导管连接线04821（加长型）                                | 消融导管连接线04821（加长型）                                      | 消融导管连接线04821（加长型）                                                    | 美国Medtronic Inc.                                                            |      |



| 流水号    | 产品名称                              | 产品规格                                                                                                  | 产品型号                                                                | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| XZ1142 | 心脏介入普通鞘组（桡动脉穿刺套装）                 | 11cm, Avanti Plus 导管护套导入器及套件                                                                          | 504604A\$504610T\$402604T\$402610A\$504604X\$504611X\$402604P\$4026 | 美国Cordis Corporation                                                        |      |
| XZ1276 | Runthrou NS Intermediate 导引导丝     | 直径：外径：0.014 "；长度：180CM                                                                                | TW-DS418IA\$TW-DS418IAZ                                             | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）                                     |      |
| XZ1281 | 充盈压力泵系列                           | 30ATM充盈泵，带有13' '（35.5cm）延长管和压力表，其中包括3路阀门                                                              | IN3125\$IN4125\$IN3130\$IN4130                                      | 美国麦瑞医疗设备有限公司                                                                |      |
| XZ1282 | 血管成形术用套件（商品名：麦瑞血管成形术用套装）          | MAP\$101\$102\$103\$104\$111\$112\$113\$114\$151\$153\$154\$201\$-202\$203\$204\$220\$221\$222\$400\$ | MAP\$101\$102\$103\$104\$111\$112\$113\$114\$151\$153\$154\$201\$-  | 美国麦瑞医疗设备有限公司                                                                |      |
| XZ1284 | 连通板（商品名：麦瑞连通板）                    | 201BF-R\$203BN-RXT\$205BN-F\$503BN-RT\$201BF-RT\$203HF-F\$205BN-FT\$503BN-RX\$201BN-                  | 201BF-R\$203BN-RXT\$205BN-F\$503BN-RT\$201BF-RT\$203HF-             | 美国麦瑞医疗设备有限公司                                                                |      |
| XZ1364 | Radifocus Introducer II M 涂层型血管鞘组 | 内径：4Fr，长度：25cm\$内径：5Fr，长度：25cm\$内径：5.5Fr，长度：25cm\$内径：                                                 | RM*AF4C25AQ\$RM*AF4C25AQZ\$RM*AF4C25MQ\$RM*AF4C25MQZ\$RM*AF4C25S    | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）                                     |      |
| XZ1365 | Runthrough NS Floppy 导引导丝         | 外径：0.014英寸；长度180cm。                                                                                   | TW-AS418IA\$TW-AS418FA\$TW-AS418HA\$TW-                             | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）                                     |      |
| XZ1366 | Runthrough NS Extra Floppy 导引导丝   | 外径：0.014英寸；长度：180cm。                                                                                  | TW-AS418XA\$TW-AS418XAZ                                             | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）                                     |      |
| XZ1369 | Optitorque血管内造影导管                 | 直径：外径：4Fr，长度50cm\$直径：外径：5Fr，长度50cm\$直径：外径：6Fr，长度50cm\$直                                               | RH*4CL3500M\$RH*4JR3500M\$RH*4JR4000M\$RH*4MP3020M\$RH*4SP0061M\$   | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）                                     |      |
| XZ1417 | 血管闭合器                             | 直径：外径：6F；内径：0.035"                                                                                    | 610120                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| XZ1418 | 血管闭合器                             | 直径：外径：8F；内径：0.038"                                                                                    | 610122                                                              | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| XZ1422 | PTCA导丝（商品名:ASAHI）                 | 直径:0.014 "，长度:180cm\$直径:0.014 "，长度:190cm\$直径:0.014 "，长度:300cm                                         | AGP140001\$AGP140001J\$AGP140301\$AGP140301J\$AGP140002\$AGP14030   | 日本Asahi Intecc Co.，Ltd.                                                     |      |

| 流水号    | 产品名称                                | 产品规格                                                                              | 产品型号                                                                 | 生产企业                                                  | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------|
| XZ1494 | 指引导丝（商品名：Navitas Plus）              | 超软，普通支撑，195厘米，直头，3厘米不透光 亲水涂层\$柔软，普通支撑，195厘米，直头，                                   | 600-000-010\$601-000-010\$601-001-010\$601-100-010\$602-000-         | 爱尔兰 BRIVANT Ltd                                       |      |
| XZ1498 | 造影导管（商品名：Infiniti）                  | 直径：外径：4F；内径：0.042 "；长度：100CM\$直径：外径：5F；内径：0.042 "；长度：100CM\$直径：                   | 538417\$538418\$538419\$538420\$538421\$538422\$538423\$538424\$5384 | 美国Cordis Corporation                                  |      |
| XZ1535 | PTCA / PTA导丝（商品名：Kinetix）           | 产品长度：185cm\$产品长度：300cm                                                            | H74939122010\$H74939122020\$H7493912201J0\$H7493912202J0\$H74939     | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司）            |      |
| XZ1546 | Runthrough NS Extension Wire        | TW-JJ415\$TW-JJ415Z                                                               | TW-JJ415\$TW-JJ415Z                                                  | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）               |      |
| XZ1547 | 指引导管（商品名：VIKING OPTIMA）             | 长度：100CM；直径：外径：6F；内径：0.068 "（6F）\$长度：100CM；直径：外径：7F；                              | 1006000~1006266-06\$1006266-07\$1006266-                             | 美国Abbott Vascular                                     |      |
| XZ1549 | 导引导丝（商品名：HI-TORQUE WHISPER LS / MS） | 长度：175cm；直径： 外径：0.014 "（0.36mm）；\$长度：190CM；直径： 外径：0.014 "                         | 1005349H\$1005349HJ\$1005351H\$1005351HJ\$1005353H\$1005353HJ\$100   | 美国Abbott Vascular                                     |      |
| XZ1550 | Tazuna CTO                          | DC-RK1210EH\$DC-RK1215EH                                                          | DC-RK1210EH\$DC-RK1215EH                                             | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）                                     |      |
| XZ1551 | Tazuna                              | DC-RK1510EH\$DC-RK1515EH\$DC-RK2010EH\$DC-RK2210EH\$DC-RK2510EH\$DC-RK3010EH\$DC- | DC-RK1510EH\$DC-RK1515EH\$DC-RK2010EH\$DC-                           | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）                                     |      |
| XZ1554 | 导引导管（商品名：SheathLess Eaucath）        | 外径：6.5Fr，内径：1.79mm，长度：85cm\$外径：6.5Fr，内径：1.79mm，长度：100cm\$外                        | G6JL35-0-L085\$G6JL35-2-L085\$G6JL35-0-                              | 日本Asahi Intecc Co., Ltd.                              |      |
| XZ1555 | 导引导管（商品名：SheathLess Eaucath）        | 外径：6.5Fr，内径：1.79mm，长度：85cm\$外径：7.5Fr，内径：1.79mm，长度：85cm\$外                         | G6SP30-0-L100\$G6SP30-2-L100\$G6SP30-0-                              | 日本Asahi Intecc Co., Ltd.                              |      |
| XZ1556 | 导引导管（商品名：SheathLess Eaucath）        | 外径：7.5Fr，内径：2.06mm，长度：85cm\$外径：7.5Fr，内径：2.06mm，长度：100cm\$外                        | G7PB30-2-L110\$G7PB35-0-L085\$G7PB35-2-                              | 日本Asahi Intecc Co., Ltd.                              |      |
| XZ1570 | 巴德Scorpion2双弯远端双弯近端特殊射频消融导管         | 直径：外径：Tip / Shaft：7F / 7F；；长度：105CM\$直径：外径：Tip / Shaft：；8F / 7F；长                 | 310001T\$310002T\$310010T\$310011T                                   | 美国Bard Electrophysiology a Division of C.R.Bard, Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                       | 产品型号                                                           | 生产企业                           | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|------|
| XZ1593 | 血栓抽吸导管套装（商品名：DIVER C.E. MAX） | 6F\$7F                                                     | DVC 060 014 145\$DVC 061 014 145\$DVC 070 014 145\$DVC 071 014 | 意大利Invatec S.p.A.              |      |
| XZ1595 | 绝缘导丝（商品名：VisionWire）         | 直径：外径：0.014 " / 0.36mm；长度：175cm                            | VisionWire                                                     | 爱尔兰 BRIVANT Ltd                |      |
| XZ1615 | 一次性使用无菌压力泵                   | 容量：20ml；分度值：1ml，手柄：T型；耐压值≤30atm（15 / 20 / 25 / 30amt）；压力表量 | 20NT-V\$30NT-V\$40NT-V\$20NP-V\$30NP-V\$40NP-V\$20NC-          | 北京美中双和医疗器械有限公司                 |      |
| XZ1640 | PICCO导管套装                    | PVPK2013L07-46N                                            | PVPK2013L07-46N                                                | 德国 PULSION Medical Systems AG. |      |
| XZ1641 | PICCO导管套装                    | PVPK2014L08-46N                                            | PVPK2014L08-46N                                                | 德国 PULSION Medical Systems AG. |      |
| XZ1642 | PICCO导管套装                    | PVPK2014L16-46N                                            | PVPK2014L16-46N                                                | 德国 PULSION Medical Systems AG. |      |
| XZ1643 | PICCO导管套装                    | PVPK2014L22-46N                                            | PVPK2014L22-46N                                                | 德国 PULSION Medical Systems AG. |      |
| XZ1644 | PICCO导管套装                    | PVPK2015L20-46N                                            | PVPK2015L20-46N                                                | 德国 PULSION Medical Systems AG. |      |
| XZ1645 | PICCO导管套装                    | PVPK2014L50LGW-46                                          | PVPK2014L50LGW-46                                              | 德国 PULSION Medical Systems AG. |      |
| XZ1646 | PICCO导管套装                    | PVPK2014L50LGW-46N                                         | PVPK2014L50LGW-46N                                             | 德国 PULSION Medical Systems AG. |      |
| XZ1649 | 一次性使用无菌医用 Y 阀                | S18G： 连接方式：医用三通<br>\$L18G： 连接方式：鲁尔接头                       | S18G\$L18G                                                     | 艾科美医疗器械（深圳）有限公司                |      |
| XZ1650 | 动脉导管未闭封堵器                    | LZPDA-06-04\$LZPDA-08-06\$LZPDA-10-08                      | LZPDA                                                          | 北京龙舟飞渡记忆合金应用研究所                |      |

| 流水号    | 产品名称                          | 产品规格                                                                                   | 产品型号                                                              | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| XZ1651 | 动脉导管未闭封堵器                     | LZPDA-12-10\$LZPDA-14-12\$LZPDA-16-14                                                  | LZPDA                                                             | 北京龙舟飞渡记忆合金应用研究所                            |      |
| XZ1652 | 房间隔缺损封堵器                      | LZASD-04\$LZASD-06\$LZASD-08\$LZASD-10\$LZASD-12\$LZASD-14\$LZASD-16\$LZASD-18\$LZASD- | LZASD                                                             | 北京龙舟飞渡记忆合金应用研究所                            |      |
| XZ1653 | 房间隔缺损封堵器                      | LZASD-22\$LZASD-24\$LZASD-26\$LZASD-28\$LZASD-30\$LZASD-32\$LZASD-34\$LZASD-36\$LZASD- | LZASD                                                             | 北京龙舟飞渡记忆合金应用研究所                            |      |
| XZ1657 | 冠脉超声成像导管（商品名：Atlantis SR PRO） | 有效工作长度135CM                                                                            | H749389420                                                        | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |
| XZ1664 | Crosswire NT                  | 直径：0.014英寸；长度：180cm                                                                    | CW*NA1418SM\$CW*NA1418MM\$CW*NA1418HM\$CW*NA1418EM                | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）    |      |
| XZ1665 | Outlook                       | 外径：4Fr；长度：80cm\$外径：5Fr；长度：80cm\$外径：4Fr；长度：100cm\$外径：5Fr；长                              | RQ*4AL1000M\$RQ*5AL1000M\$RQ*4AL2000M\$RQ*5AL2000M\$RQ*4AP4581M\$ | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）    |      |
| XZ1674 | GEMINI-S外科消融电极                | 49260                                                                                  | 49260                                                             | 美国Medtronic Inc.                           |      |
| XZ1675 | GEMINI-X外科消融电极                | 49261                                                                                  | 49261                                                             | 美国Medtronic Inc.                           |      |
| XZ1676 | MAPS外科消融起搏标测电极                | 49205                                                                                  | 49205                                                             | 美国Medtronic Inc.                           |      |
| XZ1699 | 冠状动脉支架系统（商品名：MULTI-LINK 8）    | 长度:8\$长度:12\$长度:15\$长度:18\$长度:23\$长度:28\$长度:33\$长度:38                                  | 1012164-08\$1012164-12\$1012164-15\$1012164-                      | 美国Abbott Vascular                          |      |
| XZ1702 | 延长导丝（商品名:DOC）                 | 长度:145cm； 外径:0.014 " (0.36mm)                                                          | 22260                                                             | 美国Abbott Vascular                          |      |
| XZ1709 | 经典系列S型1.47mm冷冻消融针             | 直径*长度：1.47mm*200mm；S型；直型手柄                                                             | FPRPR3300                                                         | 以色列Galil Medical Ltd.                      |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                         | 产品型号      | 生产企业                  | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|------------------------------|-----------|-----------------------|------|
| XZ1710 | 经典系列S型90° 1.47mm冷冻消融针      | 直径*长度：1.47mm*200mm；S型；90° 手柄 | FPRPR3301 | 以色列Galil Medical Ltd. |      |
| XZ1711 | 经典系列B型1.47mm冷冻消融针          | 直径*长度：1.47mm*200mm；B型；直型手柄   | FPRPR3302 | 以色列Galil Medical Ltd. |      |
| XZ1712 | 经典系列B型90° 1.47mm冷冻消融针      | 直径*长度：1.47mm*200mm；B型；90° 手柄 | FPRPR3303 | 以色列Galil Medical Ltd. |      |
| XZ1713 | 经典系列P型1.47mm冷冻消融针          | 直径*长度：1.47mm*200mm；P型；直型手柄   | FPRPR3304 | 以色列Galil Medical Ltd. |      |
| XZ1714 | 经典系列P型90° 1.47mm冷冻消融针      | 直径*长度：1.47mm*200mm；P型；90° 手柄 | FPRPR3305 | 以色列Galil Medical Ltd. |      |
| XZ1715 | 经典系列S型MRI导航1.47mm冷冻消融针     | 直径*长度：1.47mm*200mm；S型；直型手柄   | FPRPR3306 | 以色列Galil Medical Ltd. |      |
| XZ1716 | 经典系列S型90° MRI导航1.47mm冷冻消融针 | 直径*长度：1.47mm*200mm；S型；90° 手柄 | FPRPR3307 | 以色列Galil Medical Ltd. |      |
| XZ1717 | 经典系列B型MRI导航1.47mm冷冻消融针     | 直径*长度：1.47mm*200mm；B型；直型手柄   | FPRPR3308 | 以色列Galil Medical Ltd. |      |
| XZ1718 | 经典系列B型90° MRI导航1.47mm冷冻消融针 | 直径*长度：1.47mm*200mm；B型；90° 手柄 | FPRPR3309 | 以色列Galil Medical Ltd. |      |
| XZ1719 | 经典系列P型MRI导航1.47mm冷冻消融针     | 直径*长度：1.47mm*200mm；P型；直型手柄   | FPRPR3310 | 以色列Galil Medical Ltd. |      |
| XZ1720 | 经典系列P型90° MRI导航1.47mm冷冻消融针 | 直径*长度：1.47mm*200mm；P型；90° 手柄 | FPRPR3311 | 以色列Galil Medical Ltd. |      |
| XZ1721 | 精确系列S型非氦升温1.47mm冷冻消融针      | 直径*长度：1.47mm*200mm；S型；直型手柄   | FPRPR3336 | 以色列Galil Medical Ltd. |      |

| 流水号    | 产品名称                                | 产品规格                                                         | 产品型号                                                                        | 生产企业                       | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------|
| XZ1722 | 精确系列S型非氦升温<br>90° 1.47mm冷冻消融针       | 直径*长度：1.47mm*200mm；<br>S型；90° 手柄                             | FPRPR3337                                                                   | 以色列Galil Medical Ltd.      |      |
| XZ1723 | 精确系列B型非氦升温1.47mm<br>冷冻消融针           | 直径*长度：1.47mm*200mm；<br>B型；直型手柄                               | FPRPR3338                                                                   | 以色列Galil Medical Ltd.      |      |
| XZ1724 | 精确系列B型非氦升温<br>90° 1.47mm冷冻消融针       | 直径*长度：1.47mm*200mm；<br>B型；90° 手柄                             | FPRPR3339                                                                   | 以色列Galil Medical Ltd.      |      |
| XZ1725 | 精确系列P型非氦升温1.47mm<br>冷冻消融针           | 直径*长度：1.47mm*200mm；<br>P型；直型手柄                               | FPRPR3340                                                                   | 以色列Galil Medical Ltd.      |      |
| XZ1726 | 精确系列P型非氦升温<br>90° 1.47mm冷冻消融针       | 直径*长度：1.47mm*200mm；<br>P型；90° 手柄                             | FPRPR3341                                                                   | 以色列Galil Medical Ltd.      |      |
| XZ1727 | PTCA导丝（商品名：ASAHI<br>ULTIMATEbros 3） | 导丝规格：ULTIMATEbros3、导<br>丝尺寸：外径直径：0.014英寸<br>、长度：180cm\$导丝规格： | AHW14S003S\$AHW14S003<br>J                                                  | 日本Asahi Intecc Co., Ltd.   |      |
| XZ1728 | PTCA导丝（商品名：ASAHI<br>ULTIMATEbros 3） | ULTIMATEbros3<br>300cm\$ULTIMATEbros3 300cmJ                 | AHW14S303S\$AHW14S303<br>J                                                  | 日本Asahi Intecc Co., Ltd.   |      |
| XZ1729 | 动脉鞘（商品名：Input<br>TS）                | 外径：5F；长度：7CM；其他描<br>述：环氧乙烷灭菌，一次性使用\$<br>外径：6F；长度：7CM；其他描     | 040028A\$040031A\$0400<br>35A\$051101A\$061101A\$<br>071101A\$081101A\$0911 | 美国Medtronic Inc.           |      |
| XZ1730 | 一次性使用血管内抽吸导管<br>（商品名：Export AP）     | 6F                                                           | Export AP                                                                   | 美国Medtronic Inc.           |      |
| XZ1731 | 主动脉内球囊反搏导管                          | 7Fr, 30cc\$8Fr, 40cc                                         | IAB-S730C\$IAB-S840C                                                        | 美国Arrow International, Inc |      |
| XZ1732 | 主动脉内球囊反搏导管                          | 8Fr, 40cc\$8Fr, 30cc                                         | IAB-04840-U\$IAB-<br>04830-U                                                | 美国Arrow International, Inc |      |
| XZ1733 | 主动脉内球囊反搏导管                          | 8Fr, 30cc, 新气囊材料, 更耐<br>磨\$7Fr, 40cc, 新气囊材料, 更<br>耐磨         | IAB-05830-U\$IAB-<br>05840-U                                                | 美国Arrow International, Inc |      |

| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                                                    | 产品型号                                                         | 生产企业                                                    | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| XZ1734 | 主动脉内球囊反搏导管及附件              | 7.5Fr 30cc\$7.5Fr 40cc                                  | IAB-06830-U\$IAB-06840-U                                     | 美国Arrow International, Inc                              |      |
| XZ1744 | 压力泵                        | 直径：外径：0；内径：0；长度：0CM；其他描述：0；                             | 12003704                                                     | 爱尔兰 ArcRoyal Ltd.                                       |      |
| XZ1746 | 诊断导丝（商品名：Emerald）          | 导丝直径0.018"，长度80cm，带有PTFE涂层\$导丝直径0.021"，长度80cm，带有PTFE    | 502-524\$502-536\$502-522\$502-526\$502-534\$502-521\$502-   | 美国Cordis Corporation                                    |      |
| XZ1753 | Cordimax新脉药物涂层支架系统         | 直径：2.5mm；长度：9mm\$直径：2.75mm；长度：9mm\$直径：3.0mm；长度：9mm\$直径： | CDES-2509\$CDES-2512\$CDES-2516\$CDES-2518\$CDES-2520\$CDES- | 山东瑞安泰医疗技术有限公司                                           |      |
| XZ1754 | 成像导管                       | 2.7F（远端），长度135cm                                        | 13751-02                                                     | 美国 LightLab Imaging, Inc                                |      |
| XZ1764 | 医用球囊扩张压力泵                  | RM 30atm / 440psi-20ml\$RM 30atm / 440psi-30ml          | RM 30atm / 440psi-20ml\$RM 30atm / 440psi-30ml               | 上海利祺医疗器械有限公司                                            |      |
| XZ1773 | 带COPILLOT止血阀的导丝套装配件        | 三件套包括：导丝导引器、COPILLOT止血阀、导丝扭转器                           | 1003330                                                      | 美国Abbott Vascular                                       |      |
| XZ1775 | 主动脉内球囊导管及附件（商品名：Sensation） | Sensation 7Fr.                                          | Sensation 7Fr.34cc\$Sensation 7Fr.40cc                       | 美国Datascope Corp                                        |      |
| XZ1782 | 一次性使用球囊充压装置 加压器            | 加压器容量为20ml。                                             | 加压器IS-30-A（含三通开关IS-30-C）                                     | 美国Allwell Medical Corp.（美国爱尔兰湾生物医学公司）                   |      |
| XZ1783 | 一次性使用球囊充压装置 Y 阀套件          | Y阀主通路内径为3.1mm±0.1mm。                                    | Y阀套件IS-30-B1（由Y阀IS-30-B、扭控器IS-30-B2、导丝插入器IS-                 | 美国Allwell Medical Corp.（美国爱尔兰湾生物医学公司）                   |      |
| XZ1799 | 巴德VIKING八极标测导管             | 直径：外径：6F；长度：115CM；其他描述：导管体部的独特的双股编织结构保证了最佳              | 400023\$400024\$400025\$400026\$400027\$400028\$400029       | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C.R. Bard, Inc. |      |
| XZ1800 | 巴德VIKING冠状窦十极标测导管          | 直径：外径：5F；长度：65CM\$直径：外径：6F；长度：65CM\$直径：外径：5F；长度：115CM\$ | 400096\$400097\$400100\$400103                               | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C.R. Bard, Inc. |      |

| 流水号    | 产品名称                   | 产品规格                                                                            | 产品型号                                                                 | 生产企业                                                                        | 挂网企业 |
|--------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| XZ1801 | 巴德VIKING头端柔软十极标测导管     | 长度：110CM；直径：外径：6F；导管弯型D弯；电极数目：10，电极间距：2-5-2mm\$长度：                              | 400530\$400531\$400532\$400533\$400534\$400535\$400536               | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C.R. Bard, Inc.                     |      |
| XZ1802 | 巴德VIVKING十极标测导管Tango系列 | 直径：外径：6F；长度：110CM；其他描述：导管体部的独特的双股编织结构保证了最佳                                      | 400570\$400571\$400574\$400575                                       | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C.R. Bard, Inc.                     |      |
| XZ1803 | 巴德VIKING四极尾线一体标测导管     | 直径：外径：6F；长度：115CM；其他描述：导管体部的独特的双股编织结构保证了最佳                                      | 400091\$400091P\$400094\$400094P                                     | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C.R. Bard, Inc.                     |      |
| XZ1804 | 巴德VIKING四极标测导管         | 直径：外径：6F；长度：115CM；其他描述：导管体部的独特的双股编织结构保证了最佳                                      | 400010\$400011\$400012                                               | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C.R. Bard, Inc.                     |      |
| XZ1805 | 巴德VIKING四极标测导管         | 直径：外径：5F；长度：65CM\$直径：外径：6F；长度：65CM\$直径：外径：5F；长度：115CM\$                         | 400050\$400051\$400510\$400511\$400512\$400550\$400551               | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C.R. Bard, Inc.                     |      |
| XZ1806 | 巴德Viking二极尾线一体诊断导管     | 直径：外径：5F；长度：115CM\$直径：外径：6F；长度：115CM                                            | 400092\$400092P\$400093\$400093P                                     | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C.R. Bard, Inc.                     |      |
| XZ1807 | 巴德Viking二极诊断导管         | 直径：外径：5F；长度：115CM\$直径：外径：6F；长度：115CM                                            | 400037\$400038\$400039\$400040                                       | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C.R. Bard, Inc.                     |      |
| XZ1823 | IBI固定弯十极小儿标测导管         | 直径：外径：4F；长度：110CM；其他描述：电极间距5mm，弯度J\$直径：外径：4F；                                   |                                                                      | 美国 Irvine Biomedical, Inc.a St.Jude Medical Company                         |      |
| XZ1824 | IBI固定弯十极标测导管           | 直径：外径：5F；长度：110CM；其他描述：电极间距5mm，弯型J，不带腔\$直径：外                                    |                                                                      | 美国 Irvine Biomedical, Inc.a St.Jude Medical Company                         |      |
| XZ1827 | 全编织房间隔穿刺鞘（Swartz）      | 内径：8-8.5F 鞘长度：63cm\$内径：8-8.5F 鞘长度：81cm                                          | 407449\$407439\$407441\$407443\$407446\$407451\$407453\$407455\$4074 | 美国St.Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| XZ1829 | IBI 固定弯十极冠状窦标测导管       | 直径：外径：6F；长度：110CM；其他描述：电极间距2-8-2mmv，弯型SC\$直径：外径：                                |                                                                      | 美国 Irvine Biomedical, Inc.a St.Jude Medical Company                         |      |
| XZ1849 | 二尖瓣球囊扩张导管              | PBMV-14\$PBMV-16\$PBMV-18\$PBMV-20\$PBMV-22\$PBMV-24\$PBMV-26\$PBMV-28\$PBMV-30 | PBMV-14\$PBMV-16\$PBMV-18\$PBMV-20\$PBMV-22\$PBMV-                   | 深圳市擎源医疗器械有限公司                                                               |      |



| 流水号    | 产品名称                         | 产品规格                                                            | 产品型号                                                                 | 生产企业                                                                         | 挂网企业 |
|--------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|
| XZ1853 | 血管内超声系统（商品名：iLab）一次性滑板       |                                                                 | H749A70200                                                           | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司）                                   |      |
| XZ1854 | 一次性使用球囊压力泵                   | 20ml, 30atm / bar                                               | SM-ID-M1025H-TB\$SM-ID-M1525H-TB\$SM-ID-M2025H-TB\$SM-ID-            | 深圳市听力医疗设备开发有限公司                                                              |      |
| XZ1856 | 一次性使用Y型连接器套件                 | 7F                                                              | SM-HV-7PF-TB\$SM-HV-7PP-TB\$SM-HV-7PFCR-TB\$SM-HV-7PFPR-             | 深圳市听力医疗设备开发有限公司                                                              |      |
| XZ1859 | 血管鞘                          | KCFN-5.0-18-7-RA2.5-HC\$KCFN-6.0-18-7-RA2.5-HC                  | KCFN-5.0-18-7-RA2.5-HC\$KCFN-6.0-18-7-RA2.5-HC                       | 美国Cook Incorporated（美国库克公司）                                                  |      |
| XZ1861 | 巴德VIKING四极标测导管Tango系列        | 直径：外径：5F；长度：65CM\$<br>直径：外径：6F；长度：65CM\$<br>直径：外径：5F；长度：115CM\$ | 400041\$400042\$400043\$400044\$400045\$400046\$400047\$400048\$4005 | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C. R. Bard, Inc.                     |      |
| XZ1862 | 巴德VIKING四极标测导管               | 直径：外径：6F；长度：115CM；其他描述：导管体部的独特的双股编织结构保证了最佳                      | 400001\$400002\$400003\$400004\$400005\$400006\$400007\$400008\$4000 | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C. R. Bard, Inc.                     |      |
| XZ1863 | 巴德VIKING头端柔软八极标测导管           | 直径：外径：6F；长度：110CM；其他描述：导管体部的独特的双股编织结构保证了最佳                      | 400523\$400524\$400525\$400526\$400527\$400528\$400529               | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C. R. Bard, Inc.                     |      |
| XZ1864 | 巴德VIKING十极标测导管               | 直径：外径：5F；长度：65CM\$<br>直径：外径：6F；长度：65CM\$<br>直径：外径：5F；长度：115CM\$ | 400098\$400099\$400101\$400107\$400030\$400031\$400032\$400033\$4000 | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C. R. Bard, Inc.                     |      |
| XZ1868 | 血栓抽吸导管                       | 本产品由导管和附件两部分组成。附件包括2个30ml带定位柱塞的注射器，1根带旋塞阀的延长                    | FETCH 2                                                              | 美国Medrad Inc.                                                                |      |
| XZ1869 | 带止血阀导管鞘（商品名：Maximum）         | 规格：内径5F，23cm长；配备导丝规格：直径0.025，长度80cm，导丝头端为直头加“J”                 | 406660\$406661\$406663\$406665\$406656\$406657\$406668               | 美国St. Jude Medical CRMD/Cardiac Rhythm Management Division（圣犹达医疗用品有限公司CRMD部） |      |
| XZ1875 | 导丝（商品名：PT2）                  | 长度：185\$长度：300CM                                                | H74938931010\$H74938931012\$H7493893101J0\$H7493893101J2\$H74938     | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司）                                   |      |
| XZ1883 | 导引导丝（商品名：HI TORQUE CROSS-IT） | 长度：175CM；直径： 外径：0.014' '（0.36mm）；\$长度：190CM；直径： 外径：0.014'       | 1003308H\$1003308HJ\$1003309H\$1003309HJ\$1003310H\$1003310HJ\$100   | 美国Abbott Vascular                                                            |      |



| 流水号    | 产品名称                       | 产品规格                                                                     | 产品型号                                                                | 生产企业                                                    | 挂网企业 |
|--------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| XZ1926 | 半漂浮临时起搏电极导管                | 长度：115CM，直径： 外径： 4F\$<br>长度：125CM，直径： 外径： 4F\$<br>长度：115CM，直径： 外径： 5F\$  | 006221P\$006225P\$006241P\$006242P                                  | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C.R. Bard, Inc. |      |
| XZ1927 | 电生理类 / 临时起搏电极导管            | 长度：115 CM；直径： 外径： 4F； \$长度：115 CM；直径： 外径： 5F                             | 008153p\$008154p                                                    | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C.R. Bard, Inc. |      |
| XZ1928 | 电生理类 / 临时起搏电极导管            | 长度：110CM；直径： 外径： 4F\$长度：110CM；直径： 外径： 5F                                 | 008635P\$008556P\$006172P\$006173P                                  | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C.R. Bard, Inc. |      |
| XZ1929 | 电生理类 / 临时起搏电极导管            | 长度：110 CM；直径： 外径： 5F                                                     | 520004P\$520007P                                                    | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C.R. Bard, Inc. |      |
| XZ1930 | 电生理类 / 临时起搏电极导管            | 直径： 外径： 4F，长度：100CM，铂金电极，电极间距：1cm，无橡胶\$直径： 外径：                           | 007150P\$007151P\$007152P\$007406P\$007417P\$007250P\$007153P       | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C.R. Bard, Inc. |      |
| XZ1931 | 电生理类 / 临时起搏电极导管            | 长度：100CM；直径： 外径： 6F； 内径：无； 其他描述：该导管由巴德独有的Woven材料构                        | 057156P\$057157P\$007154P\$007155P\$                                | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C.R. Bard, Inc. |      |
| XZ1932 | 电生理类 / 临时起搏电极导管            | 长度：100；直径： 外径： 6F； \$长度：100；直径： 外径： 7F； \$长度：125CM；直径： 外径：               | 057152P\$057153P\$057406P                                           | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C.R. Bard, Inc. |      |
| XZ1933 | 电生理类 / 临时起搏电极导管            | 长度：100CM；直径： 外径： 6F； 内径：无； 其他描述：该导管由巴德独有的Woven材料构                        | 057156P\$057157P\$                                                  | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C.R. Bard, Inc. |      |
| XZ1937 | 导引导管（商品名：Sherpa NX）        | 直径： 5F， \$SA53DRIGHT直径： 5F， \$SA5AL10直径： 5F， \$SA5AL105直径： 5F， \$SA5AL15 | SA5VDL1\$SA5VDL12\$SA5VDL13\$SA5VDL14\$MIGI\$MIGISH\$SA63DRC\$SA63D | 美国Medtronic Inc.                                        |      |
| XZ1938 | 导引导管（商品名：Sherpa NX）        | 外径： 5F\$外径： 6F\$外径： 7F\$外径： 8F                                           | SB73DMIGI\$SB73DMIGISH\$SB73DRC\$SB73DRCSH\$SB73DRIGHT\$SB73DRIGH   | 美国Medtronic Inc.                                        |      |
| XZ1940 | PTCA导丝（商品名：ASAHI RG3）      | 0.014英寸，长度：300cm                                                         | AHW10S302S                                                          | 日本Asahi Intecc Co., Ltd.                                |      |
| XZ1941 | 血栓吸引导管（商品名：Thrombuster II） | 外径：3.9Fr，内径：3.3Fr，有效长度140cm\$外径：3.9Fr，内径：3.9Fr，有效长度140cm\$外              | T2R6SA4W\$T2R7SA4W                                                  | 日本Kaneka Corporation                                    |      |

| 流水号    | 产品名称                                           | 产品规格                                                                                             | 产品型号                                                                  | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|--------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| XZ1944 | 导引导丝（商品名：Rotawire）                             | H802228240022\$H802228240020\$H802232390012\$H8022390010\$H802221960032                          | 22824-002\$23239-001\$22196-003                                       | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |
| XZ1945 | PTCA导丝（商品名：ASAHI）                              | 直径：0.014英寸，长度：150cm\$直径：0.014英寸，长度：165cm\$直径：0.014英寸，                                            | AG141000\$AG141000J\$AG141300\$AG141300J\$AG141002\$AG141002J\$AG1    | 日本Asahi Intecc Co., Ltd.                   |      |
| XZ1947 | Y型连接器套件（商品名：Goodtec）                           | 能通过最大直径为0.014英寸的导丝。                                                                              | YOK0A\$YOK0B\$YOK0C\$YOK0D\$YOK0E\$YOK0F\$YOK0G\$YOK0H\$YOK0SOA       | 日本株式会社グッドマン                                |      |
| XZ1952 | 导引导丝（商品名：HI-TORQUE BALANCE HEAVYWEIGHT&#8482;） | 长度：190CM；直径： 外径：0.014' '（0.36mm）；\$长度：300CM；直径： 外径：0.014'                                        | 1000460H\$1000460HJ\$1000462H\$1000462HJ\$1000463H\$1000463HJ         | 美国Abbott Vascular                          |      |
| XZ1954 | 按压式球囊扩张压力泵                                     | 30ATM                                                                                            | 30ATM                                                                 | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司                        |      |
| XZ1955 | 按压式Y型连接器套装                                     | KDL-YCK111                                                                                       | KDL-YCK111                                                            | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司                        |      |
| XZ1956 | Marinr CS 可调弯十极标测电极                            | 043302M                                                                                          | 043302M                                                               | 美国Medtronic Inc.                           |      |
| XZ1957 | Marinr CS 可调弯十极标测电极                            | 043325M                                                                                          | 043325M                                                               | 美国Medtronic Inc.                           |      |
| XZ1958 | Marinr CS 可调弯十极标测电极                            | 043328M                                                                                          | 043328M                                                               | 美国Medtronic Inc.                           |      |
| XZ1959 | 带有ICE亲水涂层的PTCA导丝                               | 长度：182，300CM；外径：0.014' '                                                                         | H74912116011\$H74912116012\$H7491211601J1\$H7491211601J2\$H74912      | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |
| XZ1961 | 漂浮导管（商品名：Swan-Ganz）                            | 744F75\$177F75\$139F75\$139F75P\$746F8\$757F8\$774F75\$777F8\$131F7\$131F7P\$831F75\$831F75P\$83 | 744F75\$177F75\$139F75\$139F75P\$746F8\$757F8\$774F75\$777F8\$131F7\$ | 美国Edwards Lifesciences LLC                 |      |
| XZ1968 | OTW环形标测导管                                      | 990063-015                                                                                       | 990063-015                                                            | 美国 Medtronic Ablation Frontiers LLC        |      |

| 流水号    | 产品名称                                              | 产品规格                                                           | 产品型号                                                                | 生产企业                                    | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|
| XZ1969 | OTW环形标测导管                                         | 990063-020                                                     | 990063-020                                                          | 美国 Medtronic Ablation Frontiers LLC     |      |
| XZ1970 | OTW环形标测导管尾线                                       | 990066                                                         | 990066                                                              | 美国 Medtronic Ablation Frontiers LLC     |      |
| XZ1971 | FlexCath可控型导管鞘                                    | 3FC10                                                          |                                                                     | 加拿大 Medtronic CryoCath LP               |      |
| XZ1972 | FlexCath可控型导管鞘                                    | 3FC12                                                          | 3FC12                                                               | 加拿大 Medtronic CryoCath LP               |      |
| XZ1974 | 导引导丝（商品名:HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL | 长度:190CM; 外径:0.014" (0.36mm) \$长度:300CM; 外径:0.014" (0.36mm)    | 1009664\$1009664J\$1009665\$1009665J\$1009666\$1009666J\$1009667\$1 | 美国Abbott Vascular                       |      |
| XZ1975 | 导引导丝（商品名:HI-TORQUE ADVANCE）                       | 长度:190CM; 直径: 外径:0.014' ' (0.36mm) \$长度:300CM; 直径: 外径:0.014' ' | 1044586\$1044586J\$1044587\$1044587J\$044588\$1044588J\$1044589\$10 | 美国Abbott Vascular                       |      |
| XZ2017 | 止血阀                                               | RF*VA713M                                                      | RF*VA713M                                                           | 日本郡是株式会社（グンゼ株式会社）                       |      |
| XZ2018 | 冠状动脉支架输送系统                                        | 支架直径: 2.0mm; 支架长度: 10mm; 兼容最小导管内径: 0.056"; 兼容0.014"导引导         | XF2010S\$XF2014S\$XF2018S\$XF2510S\$XF2514S\$XF2518S\$XF2510M\$XF25 | 荷兰Blue Medical Devices BV               |      |
| XZ2029 | Optitorque                                        | 左右冠脉共用型造影导管; 直径: 外径: 4Fr; 长度: 80CM\$左右冠脉共用型造影导管; 直径:           | RH*4TIG118M\$RH*5TIG110M\$RH*5TIG112M\$RH*5TIG118M\$RH*5TIG210M\$   | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社） |      |
| XZ2030 | Optitorque                                        | 常规造影导管; 直径: 外径: 4Fr; 长度: 60CM; \$常规造影导管; 直径: 外径: 4Fr; 长度:      | RH*4AL1000M\$RH*4AL2000M\$RH*4AL3000M\$RH*4AP4561M\$RH*4AP5561M\$   | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社） |      |
| XZ2031 | LP外科消融笔60841                                      | 60841                                                          | 60841                                                               | 美国Medtronic Inc.                        |      |
| XZ2032 | Cardioblate LP外科消融笔套盒60842                        | 60842                                                          | 60842                                                               | 美国Medtronic Inc.                        |      |

| 流水号    | 产品名称                  | 产品规格                                                          | 产品型号                                                               | 生产企业                                                | 挂网企业 |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------|
| XZ2033 | 压力导丝                  | 12006                                                         | 12006                                                              | 瑞典St. Jude Medical Systems AB                       |      |
| XZ2035 | Finecross MG          | 直径: 1.8F 长度: 130cm                                            | NC-F863A\$                                                         | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社 (テルモ株式会社)            |      |
| XZ2036 | Finecross MG          | 直径: 1.8F 长度: 150cm                                            | NC-F865A\$                                                         | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社 (テルモ株式会社)            |      |
| XZ2051 | 导引导丝 (商品名: Intuition) | 导丝长度180cm\$导丝长度300cm                                          | INTU180HS\$INTU180SS\$INTU300HS\$INTU300SS                         | 美国Medtronic Inc.                                    |      |
| XZ2052 | 导引导丝 (商品名: ProVia)    | 导丝长度180cm\$导丝长度300cm                                          | 3PROV180HS\$3PROV180SS\$3PROV300HS\$3PROV300SS\$6PROV180HS\$6PROV  | 美国Medtronic Inc.                                    |      |
| XZ2053 | Outlook               | 常规造影导管; 直径: 外径: 4Fr; 长度: 80CM\$常规造影导管; 直径: 外径: 4Fr; 长度:       | RQ*4AL1000M\$RQ*4AL2000M\$RQ*4AR1000M\$RQ*4AR2000M\$RQ*4JL3500M\$  | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社 (テルモ株式会社)            |      |
| XZ2054 | Outlook               | 左右冠脉共用型造影导管; 直径: 外径: 4Fr; 长度: 80CM\$左右冠脉共用型造影导管; 直径:          | RQ*4TIG110M\$RQ*4TIG118M\$RQ*4TR3510M\$RQ*4TR4010M\$RQ*5TIG110M\$  | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社 (テルモ株式会社)            |      |
| XZ2055 | 导管 (商品名: Diver)       | 外径: 远端3.7F、近端2.6F; 长度: 135CM; 其他描述: 无菌状态提供, 一次性使用。            | DIV001018135                                                       | 意大利Invatec S.p.A.                                   |      |
| XZ2056 | CPS COURIER           | 直径: 0.36mm; 长度: 195cm 其他描述: 无                                 | 60016426-001\$60016426-002\$60016426-                              | 爱尔兰 BRIVANT Ltd                                     |      |
| XZ2074 | IBI十极标测导管连接线          | 150cm                                                         | 85930\$85933\$85954                                                | 美国 Irvine Biomedical, Inc.a St.Jude Medical Company |      |
| XZ2076 | 导丝 (商品名: Regatta)     | 外径:0.014英寸, 长度:175 (厘米) \$外径:0.014英寸, 长度:190 (厘米) \$外径:0.014英 | 601N0S0L1\$601N1S0L1\$601X0S0L1\$601X1S0L1\$602N0S0L1\$602N1S0L1\$ | 爱尔兰 BRIVANT Ltd                                     |      |
| XZ2077 | 血管内导丝 (商品名: Hydrate)  | 外径:0.014英寸, 长度:195 (厘米) \$外径:0.014英寸, 长度:300 (厘米)             | 10HY-001\$10HY-002\$10HY-003\$10HY-004\$10HY-005\$10HY-            | 美国 Lake Region Medical                              |      |

| 流水号    | 产品名称                            | 产品规格                                                                 | 产品型号                                                               | 生产企业                                              | 挂网企业 |
|--------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| XZ2078 | 诊断导管（商品名：Explorer ST）           | 导管长度：100cm 导管直径：5Fr 电极间距：2mm\$导管长度：100cm 导管直径：5Fr 电极间                | M00454770\$M00454570\$M00454580\$M00454590                         | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司）        |      |
| XZ2079 | 诊断导管（商品名：Explorer ST）           | 导管长度：100cm 导管直径：5Fr 电极间距：2mm\$导管长度：100cm 导管直径：5Fr 电极间                | M00454700\$M00454690\$M00454810\$M00454800\$M00455610\$M00455630\$ | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司）        |      |
| XZ2080 | 温控消融导管（商品名：Blazer II HTD）       | 导管有效长度：110cm 外径：7Fr 电极长度：4mm 环形电极长度：1.27mm 电极间距：2.5mm                | M0045031TH0\$M0045031THK20\$M0045031THN40\$M0045031THM0\$M004503   | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司）        |      |
| XZ2081 | 温控消融导管（商品名：Blazer II XP）        | 导管有效长度：110cm 近端外径：7F 远端外径：8F 远端尖端电极长度：8mm 远端环形电极长                    | M0044500THK20\$M0044500THN40\$M0044500TH0\$M0044500THM0\$M004450   | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司）        |      |
| XZ2082 | 双向可控诊断导管（商品名：Blazer Dx-20）      | 外径：2.33mm；远端尖端电极长度：2mm；远端弯曲直径：56mm；远端可弯曲长度：                          | M00420SL2220\$M00420SL5550\$M00420SL2520\$M00420SL2820\$M00420SL   | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司）        |      |
| XZ2083 | 导引导管（商品名：Alviguide）             | 直径：外径：5F；内径：0.056"，JL3.5\$直径：外径：6F；内径：0.056"，JL3.5\$直径：外             | 8699195507504\$8699195507542\$8699195507580\$8699195507627\$8699   | 土耳其Alvimedica Tibbi Urunler San. Ve Dis Tic. A.S. |      |
| XZ2084 | 造影导管（商品名：Alvision）              | 直径：外径：5F；内径：0.047"；JL3.5\$直径：外径：5F；内径：0.047"；JL4.0\$直径：外             | 8699195512911\$8699195512843\$8699195512881\$8699195512942\$8699   | 土耳其Alvimedica Tibbi Urunler San. Ve Dis Tic. A.S. |      |
| XZ2085 | 造影导管（商品名：Alvision）              | 直径：外径：6F；内径：0.057"；PIG                                               | 8699195511976\$8699195511914\$8699195511969                        | 土耳其Alvimedica Tibbi Urunler San. Ve Dis Tic. A.S. |      |
| XZ2086 | 造影导管（商品名：Alvision）              | 直径：外径：4F；内径：0.042"；JL3.5\$直径：外径：4F；内径：0.042"；JL4.0\$直径：外             | 8699195512812\$8699195512379\$8699195511853\$8699195512836\$8699   | 土耳其Alvimedica Tibbi Urunler San. Ve Dis Tic. A.S. |      |
| XZ2087 | Runthrough NS Intermediate 导引导丝 | 直径：0.014" 长度：180cm                                                   | TW-DS418IA\$TW-DS418IAZ                                            | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）           |      |
| XZ2088 | Runthrough NS Hypercoat 导引导丝    | 直径：0.014" 长度：180cm                                                   | TW-DS418FH\$TW-DS418FHZ                                            | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）           |      |
| XZ2089 | 三氧化二砷药物涂层支架输送系统（商品名：AVI）        | Avi I DC-P-2.5×13\$Avi I DC-P-2.5×17\$Avi I DC-P-2.5×22\$Avi I DC-P- | Avi I DC-P-2.5×13\$Avi I DC-P-2.5×17\$Avi I DC-P-                  | 北京美中双和医疗器械有限公司                                    |      |

| 流水号    | 产品名称                | 产品规格                                                    | 产品型号                                                               | 生产企业                                       | 挂网企业 |
|--------|---------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------|
| XZ2092 | Azule CN冠状动脉支架输送系统  | 直径：外径：2.5mm；长度：9mm\$直径：外径：2.75mm；长度：9mm\$直径：外径：3.0mm；   | 225-092-6\$225-132-6\$225-152-6\$225-182-6\$225-232-6\$227-092-    | 荷兰 OrbusNeich Medical, BV                  |      |
| XZ2100 | 诊断导管（商品名：Polaris X） | 外径：2mm；远端长度：9.7cm；有效长度：105cm；电极数：10个                    | M004700D0\$M0047001D0\$M0047003D0\$M0047004D0\$M0047005D0          | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司） |      |
| XZ2106 | M造影导丝（长）            | 直径：外径：0.018；长度：400cm；其他描述：超滑；头端硬度：标准\$直径：外径：            | RF-GA32403\$RF-GA35403\$RF-GS32403\$RF-                            | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）    |      |
| XZ2109 | IK血管鞘组（桡动脉）         | 桡动脉穿刺专用；内径：4Fr；长度：16cm；全配件包（含穿刺套管针、注射器）\$桡动脉穿刺专         | RS-A40G16S17\$RS-A40G16A\$RS-A50G16A21\$RS-                        | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）    |      |
| XZ2111 | IK血管鞘组（短）           | 内径：4Fr；长度：10cm；标准包（含金属穿刺针）\$内径：5Fr；长度：10cm；标准包（含        | RS-R40K10M\$RS-R50N10M\$RS-R60N10M\$RS-                            | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）    |      |
| XZ2115 | M造影导丝（短）            | 直径：外径：0.018；长度：120cm；其他描述：超滑；头端硬度：标准\$直径：外径：            | RF*GA18123M\$RF*GA25123M\$RF*GA32123M\$RF*GA35123M\$RF*GA38123M\$  | 日本TERUMO CORPORATION 日本泰尔茂株式会社（テルモ株式会社）    |      |
| XZ2129 | 指引导管（商品名：Sherpa NX） | 外径：5F；内径：内径：0.058" 长度：40-110cm；分为灵活型（Active）\$外径：5F；内径： | SA6HSIIISH\$SA6HSIISH\$SA6HSISH\$SA6HSISHD\$SA6HSIV\$SA6HUG3045\$S | 美国Medtronic Inc.                           |      |
| XZ2130 | 指引导管（商品名：Sherpa NX） | 外径：5F；内径：内径：0.058" 长度：40-110cm；分为灵活型（Active）\$外径：5F；内径： | SB6EBUL40\$SB6EBUL40SH\$SB6EBUL45\$SB6EBUL45SH\$SB6EBUL50\$SB6EBU  | 美国Medtronic Inc.                           |      |
| XZ2131 | 指引导管（商品名：Sherpa NX） | 外径：5F；内径：内径：0.058" 长度：40-110cm；分为灵活型（Active）\$外径：5F；内径： | SB7CHAMP25SH\$SB7CHAMP30\$SB7CHAMP30SH\$SB7CHAMP35\$SB7CHAMP35SH   | 美国Medtronic Inc.                           |      |
| XZ2132 | 指引导管（商品名：Sherpa NX） | 外径：5F；内径：内径：0.058" 长度：40-110cm；分为灵活型（Active）\$外径：5F；内径： | SB8CHAMP25\$SB8CHAMP25K\$SB8CHAMP25SH\$SB8CHAMP30\$SB8CHAMP30SH\$  | 美国Medtronic Inc.                           |      |
| XZ2133 | 指引导管（商品名：Sherpa NX） | 外径：5F；内径：内径：0.058" 长度：40-110cm；分为灵活型（Active）\$外径：5F；内径： | SA53DRIGHT\$SA5AL10\$SA5AL105\$SA5AL15\$SA5AL20\$SA5AL205\$SA5AL20 | 美国Medtronic Inc.                           |      |
| XZ2134 | 指引导管（商品名：Launcher）  | 7F                                                      | LA7AL75SHD\$LA7ALR12\$LA7ALR12SH\$LA7AR10\$LA7AR105\$LA7AR10F\$LA7 | 美国Medtronic Inc.                           |      |



| 流水号    | 产品名称                                                  | 产品规格                                                                           | 产品型号                                                                         | 生产企业                                                 | 挂网企业 |
|--------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|
| XZ2137 | 造影导管（Infiniti）                                        | 4F\$100cm\$Judkins左冠<br>4.5\$4F\$100cm\$Judkins左冠<br>3.5\$4F\$100cm\$Judkins右冠 | 538417\$538418\$538419<br>\$538420\$538421\$53842<br>2\$538423\$538424\$5384 | 美国Cordis Corporation                                 |      |
| XZ2144 | 导管鞘及穿刺套件                                              | 内径：4F；长度：<br>5.5cm/7.5cm/11cm\$内径：5F；长<br>度：5.5cm/7.5cm/11cm\$内径：              | 504-604A\$504-<br>604P\$504-604S\$504-<br>604X\$504-605A\$504-               | 美国Cordis Corporation                                 |      |
| XZ2145 | 导管鞘及穿刺套件（商品<br>名：Avanti+）                             | 内径：4F；长度：23CM\$内径：<br>5F；长度：23CM6F；长度：<br>23CM\$内径：7F；长度：23CM\$内               | 504-604T\$504-<br>605T\$504-606D\$504-<br>606T\$504-607D\$504-               | 美国Cordis Corporation                                 |      |
| XZ2182 | 导引导管（商品名：<br>Alviguide）                               | 直径：外径：7F；内径：0.078<br>" JL3.5\$直径：外径：8F；内<br>径：0.078 " JL3.5\$直径：外              | 8699195507511\$869919<br>5508358\$869919550919<br>5\$8699195510030\$8699     | 土耳其Alvimedica Tibbi Urunler<br>San. Ve Dis Tic. A.S. |      |
| XZ2183 | 导引导管（商品名：<br>Alviguide）                               | 直径：外径：5F；内径：0.056<br>" JL3.5\$直径：外径：5F；内<br>径：0.056 " JL4.0\$直径：外              | 8699195507498\$869919<br>5509171\$869919551085<br>6\$8699195507535\$8699     | 土耳其Alvimedica Tibbi Urunler San.<br>Ve Dis Tic. A.S. |      |
| XZ2219 | 球囊扩张压力泵                                               | 25ATM\$30ATM                                                                   | KDL-YX-030-01\$KDL-<br>YX-030-02\$                                           | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司                                  |      |
| XZ2220 | Y型连接器套装                                               | YCK111                                                                         | KDL-YX-029-01                                                                | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司                                  |      |
| XZ2223 | 导管鞘套装                                                 | 5F\$6F\$7F\$8F                                                                 | KDL-YX-016-01\$KDL-<br>YX-016-02\$KDL-YX-<br>016-03\$KDL-YX-016-             | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司                                  |      |
| XZ2236 | 导引导丝（商品名：HI-<br>TORQUE BALANCE<br>MIDDLEWEIGHT ELITE） | 长度:190CM；直径：外径:0.014<br>' '（0.36mm）\$长度:300CM；<br>直径：外径:0.014' '               | 1011880\$1011880J\$101<br>1881\$1011881J\$101188<br>2\$1011882J\$1011883\$1  | 美国Abbott Vascular                                    |      |
| XZ2239 | UniQual超滑交换造影导丝                                       | 直径：外径：0.035inch；长<br>度：180CM；其他描述：导丝表<br>面带亲水涂层\$直径：外径：                        | UA0035B1800\$UA0035B2<br>600\$US0035B1800\$US00<br>35B2600\$UJ1535B1800\$    | 日本Asahi Intecc Co., Ltd.                             |      |
| XZ2240 | UniQual超滑造影导丝                                         | 直径：外径：0.035inch；内<br>径：无；长度：150CM；其他描<br>述：导丝表面带亲水涂层                           | UA0035B1500\$US0035B1<br>500\$UJ1535B1500\$UJ30<br>35B1500                   | 日本Asahi Intecc Co., Ltd.                             |      |
| XZ2243 | 一次性使用球囊扩充压力泵                                          | 20ml\$25ml\$30ml                                                               | BID1\$BID2\$BID3                                                             | 深圳市顺美医疗科技有限公司                                        |      |



| 流水号    | 产品名称                             | 产品规格                                                          | 产品型号                                              | 生产企业                                                    | 挂网企业 |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------|
| XZ2259 | 消融导管                             | 长度：110CM 最小工作通道：3F                                            | VesCoag 9300                                      | 英国EMcision Ltd                                          |      |
| XZ2260 | 射频消融导管                           | 长度120CM 最小工作通道5F                                              | VesCoag 9500                                      | 英国EMcision Ltd                                          |      |
| XZ2261 | 射频消融导管                           | 长度110CM，最小工作通道8F                                              | VesCoag 9900                                      | 英国EMcision Ltd                                          |      |
| XZ2262 | 射频消融导管                           | 长度108CM，最小工作通道3. 2F                                           | VesOpen 2400                                      | 英国EMcision Ltd                                          |      |
| XZ2263 | 射频消融导管                           | 长度108CM，最小工作通道4. 8F                                           | VesOpen 2800                                      | 英国EMcision Ltd                                          |      |
| XZ2264 | 射频消融导管                           | 长度108CM，最小工作通道8F                                              | VesOpen 2000                                      | 英国EMcision Ltd                                          |      |
| XZ2265 | 临时起搏电极导管（商品名：巴德）                 | 长度：100CM；直径：外径：6F；铂金电极；电极间距：2.5cm；导管头端柔软\$长                   | 007156P\$007157P                                  | 美国Bard Electrophysiology, a Division of C.R. Bard, Inc. |      |
| XZ2268 | 药物洗脱冠脉支架系统（商品名：XIENCE&#8482； V）  | 长度：08mm；直径：2.25mm\$长度：12mm；直径：2.25mm\$长度：15mm；直径：2.25mm\$长    | 1009532-08\$1009532-12\$1009532-15\$1009532-      | 美国Abbott Vascular                                       |      |
| XZ2269 | 药物洗脱冠脉支架系统（商品名：Xience Xpedition） | 长度：08mm；直径：2.25mm\$长度：12mm；直径：2.25mm\$长度：15mm；直径：2.25mm\$长    | Xience Xpedition SV: 1070225-08\$Xience Xpedition | 美国Abbott Vascular                                       |      |
| XZ2270 | 药物洗脱冠脉支架系统（商品名：Xience Xpedition） | 长度：33mm 直径：2.25mm\$长度：33mm 直径：2.5\$长度：33mm 直径：2.75mm\$长度：33mm | Xience Xpedition LL:1070250-33\$Xience Xpedition  | 美国Abbott Vascular                                       |      |
| XZ2273 | 一次性使用造影导丝                        | 外径：0.035 "，0.038 "。长度：150cm，180cm。                            | 外径：0.035 "，长度：150cm\$外径：0.038 "，长度：               | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司                                     |      |
| XZ2276 | 压力泵（商品名：Encore 26）               | 由一个刻度盘为0-26大气压的压力计，一个20cc的注射筒和一个连接管组成                         | M001151050                                        | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司）              |      |

| 流水号    | 产品名称               | 产品规格                                                      | 产品型号                                                  | 生产企业                                              | 挂网企业 |
|--------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|
| XZ2277 | 压力泵（商品名：Encore 26） | 由一个刻度盘为0-26大气压的压力计，一个20cc的注射筒和一个连接管组成                     | M001151062                                            | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司）        |      |
| XZ2278 | 压力泵（商品名：Encore 26） | 由一个刻度盘为0-26大气压的压力计，一个20cc的注射筒和一个连接管组成                     | H74904526011                                          | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司）        |      |
| XZ2279 | 压力泵（商品名：Encore 26） | 由一个刻度盘为0-26大气压的压力计，一个20cc的注射筒和一个连接管组成                     | H74904526052                                          | 美国Boston Scientific Corporation（美国波士顿科学公司）        |      |
| XZ2281 | 球囊扩张压力泵            | KDL-IN25\$KDL-IN30\$KDL-IN40                              | KDL-IN25\$KDL-IN30\$KDL-IN40                          | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司                               |      |
| XZ2282 | 一次性使用造影导管          | 头端：JL，外径：4F\$头端：JR，外径：4F\$头端：AL，外径：4F\$头端：AR，外径：4F\$头     | 头端：JL，外径：4F\$头端：JR，外径：4F\$头端：AL，外径：4F\$               | 上海康德莱企业发展集团医疗器械有限公司                               |      |
| XZ2283 | 血管内超声诊断导管          | 导管最大外径 2.9Fr（0.037英寸，0.94毫米）；最大扫描探头直径 3.5Fr（0.046英寸，1.117 | 85900                                                 | 美国 Volcano Corporation                            |      |
| XZ2289 | 主动脉内球囊反搏导管及附件      | 8Fr，30cc\$8Fr，40cc                                        | IAB-06830-U\$IAB-06840-U                              | 美国Arrow International, Inc                        |      |
| XZ2291 | 微型血管内异物圈套器         | 圈套器直径:2-4mm， 导管直径:3.2Fr， 导管长度150cm\$圈套器直径:4-8mm， 导管直      | 381003004\$381003008                                  | 美国 Medical Device Technologies, Inc.dba Angiotech |      |
| XZ2292 | 血管内异物圈套器           | 圈套器直径:6-105mm， 导管直径:6Fr， 导管长度100cm\$圈套器直径:6-10mm， 导管直     | 382006010\$382006015\$382006020\$382007030\$382007045 | 美国 Medical Device Technologies, Inc.dba Angiotech |      |
| XZ2293 | 主动脉内球囊反搏导管         | 8.0Fr，30cc                                                | IAB-05830-LWS                                         | 美国Arrow International, Inc                        |      |
| XZ2294 | 主动脉内球囊反搏导管         | 8.0Fr，40cc                                                | IAB-05840-LWS                                         | 美国Arrow International, Inc                        |      |
| XZ2295 | 主动脉内球囊反搏导管         | 8.0Fr，30cc                                                | IAB-06830-LWS                                         | 美国Arrow International, Inc                        |      |

| 流水号    | 产品名称                                    | 产品规格                                                                                        | 产品型号                                                                   | 生产企业                                            | 挂网企业 |
|--------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|
| XZ2296 | 主动脉内球囊反搏导管                              | 8.0Fr, 40cc                                                                                 | IAB-06840-LWS                                                          | 美国Arrow International, Inc                      |      |
| XZ2297 | 肺动脉楔压导管                                 | 6Fr*110cm                                                                                   | AI-07126                                                               | 美国Arrow International, Inc                      |      |
| XZ2298 | 支气管热成形射频控制器<br>(商品名: Alair)             | 额定输出频率461kHz; 额定输出功率18W, 额定负载100Ω; ; 负载阻抗测量范围25-                                            | M005ATS20000\$M005ATS20110                                             | 美国Boston Scientific Corporation (美国波士顿科学公司)     |      |
| XZ2302 | 植入式心脏起搏器                                | XL SC 5056\$XL SR 5156\$ XL SR 5157M/\$XL DC 5256\$XL DR 5356\$XL DR 5357M/\$ XL VDR        | 5056\$5156\$5157\$5256\$5356\$5357\$5456\$5456i                        | 美国St. Jude Medical (圣犹达医疗用品有限公司)                |      |
| XZ2324 | 快速交换治疗灌注导管(商品名: ClearWayTM RX Catheter) | 1.0mm*10mm\$1.0mm*15mm\$1.0mm*20mm\$1.0mm*30mm\$1.0mm*40mm\$1.0mm*50mm\$1.5mm*10mm\$1.5mm*1 | 80200\$80201\$80202\$80203\$80204\$80205\$80206\$80207\$80208\$80209\$ | 美国Atrium Medical Corporation                    |      |
| XZ2326 | 导丝(商品名: AMPLATZER)                      | 9-GW-001\$9-GW-002\$9-GW-003\$9-GW-004                                                      | 9-GW-001\$9-GW-002\$9-GW-003\$9-GW-004                                 | 美国 AGA MEDICAL CORPORATION:                     |      |
| XZ2327 | 动脉导管未闭封堵器(商品名: AMPLATZER)               | 9-PDA-003\$9-PDA-004\$9-PDA-005\$9-PDA-006\$9-PDA-007\$9-PDA-008\$9-PDA-009                 | 9-PDA-003\$9-PDA-004\$9-PDA-005\$9-PDA-006\$9-PDA-007\$9-PDA-          | 美国 AGA MEDICAL CORPORATION:                     |      |
| XZ2329 | 多孔型房间隔缺损封堵器(商品名: AMPLATZER)             | 9-ASD-MF-018\$9-ASD-MF-025\$9-ASD-MF-030\$9-ASD-MF-035\$9-ASD-MF-040                        | 9-ASD-MF-018\$9-ASD-MF-025\$9-ASD-MF-030\$9-ASD-MF-035\$9-             | 美国 AGA MEDICAL CORPORATION:                     |      |
| XZ2330 | 传送系统和交换系统 (商品名: AMPLATZERTorqVue)       | 9-ITV06F45/60\$9-ITV07F45/60\$9-ITV07F45/80\$9-ITV08F45/60\$9-ITV08F45/80\$9-               | 9-ITV06F45/60\$9-ITV07F45/60\$9-ITV07F45/80\$9-                        | 美国 AGA MEDICAL CORPORATION:                     |      |
| Y0068  | 眼科手术用硅油                                 | VDK-KE-0720200-A                                                                            | VDK-KE-0720200-A                                                       | 爱尔兰Bausch & LombWaterford, Ireland (博士伦(爱尔兰)公司) |      |
| Y0236  | 一次性眼科手术刀                                | 38-7513\$38-921501\$38-921502\$38-902861\$38-903261\$38-905661\$38-                         | 38-7513\$38-921501\$38-921502\$38-902861\$38-903261\$38-               | 美国Surgistar Inc.                                |      |
| Y0252  | 超声乳化积液盒                                 | 超声乳化积液盒--超声乳化液流管理系统基本包件--无灌注硅胶套管, 不包含超乳头                                                    | 8065741080                                                             | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司)            |      |

| 流水号   | 产品名称                       | 产品规格                                                                           | 产品型号                                                                      | 生产企业                                | 挂网企业 |
|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| Y0269 | 眼科手术孔巾                     | 单位：毫米 300*150±2                                                                | TPY-SLDK（塑料单孔）                                                            | 沈阳太平洋医疗用品制造有限公司                     |      |
| Y0277 | 超乳针头                       | 30度直径0.9mm Round<br>TurboSonics MicroTip超乳针头<br>\$45度直径0.9mm Round             | 30RTS\$45RTS\$30KTS\$45<br>KTS                                            | 美国Alcon Laboratories, Inc.（美国爱尔康公司） |      |
| Y0347 | 眼科手术刀                      | 71-1901\$71-2001\$72-1501\$72-<br>2861\$72-2961\$72-3261\$74-<br>1010\$76-5561 | 71-1901\$71-2001\$72-<br>1501\$72-2861\$72-<br>2961\$72-3261\$74-         | 美国 Surgical Specialties Corporation |      |
| Y0394 | 外科种植体                      | 6327\$6317\$6322                                                               | 6327\$6317\$6322                                                          | 美国Howmedica Osteonics Corporation   |      |
| Y0395 | 外科种植体                      | 7222\$7223                                                                     | 7222\$7223                                                                | 美国Howmedica Osteonics Corporation   |      |
| Y0398 | 外科种植体                      | 9545\$9546\$6332                                                               | 9545\$9546\$6332                                                          | 美国Howmedica Osteonics Corp.         |      |
| Y0401 | 外科种植体                      | 9567\$9568                                                                     | 9567\$9568                                                                | 美国Howmedica Osteonics Corp.         |      |
| Y0403 | 外科种植体                      | 9569\$9570                                                                     | 9569\$9570                                                                | 美国Howmedica Osteonics Corp.         |      |
| Y0405 | 外科种植体                      | 9539\$9540\$81001\$81002\$9531\$6<br>334\$6331                                 | 9539\$9540\$81001\$8100<br>2\$9531\$6334\$6331                            | 美国Howmedica Osteonics Corp.         |      |
| Y0424 | 青光眼引流阀（商品名<br>Ahmed）       | FP7\$FP8                                                                       | FP7\$FP8                                                                  | 美国 New World Medical, Inc.          |      |
| Y0430 | 眼科手术刀                      |                                                                                | 8065921501\$806599000<br>2\$8065922661\$8065993<br>261\$8065995561\$80659 | 美国Alcon Laboratories, Inc.（美国爱尔康公司） |      |
| Y0432 | 眼科手术刀Vitreectomy<br>Knives | 20 guage（0.795-0.812mm）                                                        | 71-2001                                                                   | 美国 Surgical Specialties Corporation |      |

| 流水号   | 产品名称                          | 产品规格                         | 产品型号                         | 生产企业                                | 挂网企业 |
|-------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|------|
| Y0489 | 眼科手术刀Stab Knives              | 15° （15度）                    | 72-1501                      | 美国 Surgical Specialties Corporation |      |
| Y0500 | 眼科手术刀Stab Knives              | 15° （15度）                    | 72-1551                      | 美国 Surgical Specialties Corporation |      |
| Y0501 | 眼科手术刀Stab Knives              | 15° （15度）                    | 72-1552                      | 美国 Surgical Specialties Corporation |      |
| Y0502 | 眼科手术刀Stab Knives              | 15° （15度）                    | 72-1591                      | 美国 Surgical Specialties Corporation |      |
| Y0533 | 眼科手术刀Slit Knives,<br>Bevel Up | 3. 0mm                       | 72-2961                      | 美国 Surgical Specialties Corporation |      |
| Y0698 | 眼科手术用硅油                       | 10ml                         | Acri.Sil-ol5000              | 德国Acri.Tec GmbH                     |      |
| Y0700 | 眼科手术用重水                       | 5ml                          | Acri.Tec                     | 德国Acri.Tec GmbH                     |      |
| Y0788 | 外科种植体                         | 9532                         |                              | 美国Howmedica Osteonics Corporation   |      |
| Y0790 | 外科种植体                         | 8305\$9305                   | 8305\$9305                   | 美国Howmedica Osteonics Corp.         |      |
| Y0791 | 外科种植体                         | 6316\$6326\$8702\$8703\$8704 | 6316\$6326\$8702\$8703\$8704 | 美国Howmedica Osteonics Corporation   |      |
| Y0793 | 外科种植体                         | 9868\$80022                  | 9868\$80022                  | 美国Howmedica Osteonics Corporation   |      |
| Y0795 | 外科种植体                         | 80004\$80006                 | 80004\$80006                 | 美国Howmedica Osteonics Corporation   |      |

| 流水号   | 产品名称       | 产品规格                                           | 产品型号       | 生产企业                          | 挂网企业 |
|-------|------------|------------------------------------------------|------------|-------------------------------|------|
| Y0889 | 非吸收性缝合线 带针 | 缝线规格：10-0 缝针规格：针尖：铲针 缝针直径mm（0.2）缝针数量：双针 缝针长度mm | US-5002LZN | 美国 U.S. IOL, INC              |      |
| Y1205 | 后节气动玻切头    | 后节气动玻切头                                        | DP4803     | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1207 | 带灌注前节气动玻切头 | 带灌注前节气动玻切头                                     | DP4400-6   | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1210 | 高速玻切头      | 高速玻切头                                          | CX4804     | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1212 | 高速玻切头      | 高速玻切头                                          | CX5825     | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1214 | 流量泵基本超乳套包  | 流量泵基本超乳套包                                      | CX5310     | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1216 | 负压泵超乳套包    | 负压泵超乳套包                                        | DP4305     | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1218 | 负压泵超乳套包    | 负压泵超乳套包                                        | DP4310     | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1220 | 标准针头30度已消毒 | 标准针头30度已消毒                                     | DP8130S    | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1222 | 标准针头30度    | 标准针头30度                                        | DP8130     | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1224 | 微流针头30度已消毒 | 微流针头30度已消毒                                     | DP8230S    | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1226 | 微流针头30度    | 微流针头30度                                        | DP8230     | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |



| 流水号   | 产品名称        | 产品规格        | 产品型号     | 生产企业                          | 挂网企业 |
|-------|-------------|-------------|----------|-------------------------------|------|
| Y1228 | 微流加针头30度已消毒 | 微流加针头30度已消毒 | DP8330S  | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1230 | 微流加针头30度    | 微流加针头30度    | DP8330   | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1232 | 细针头30度      | 细针头30度      | DP8430   | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1234 | 超声乳化手柄      | 超声乳化手柄      | CX7000   | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1238 | 双极电凝线       | 双极电凝线       | CX9400   | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1240 | 撕囊镊         | 撕囊镊         | E2002    | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1242 | 切口器         | 切口器         | E7600    | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1244 | 切口器         | 切口器         | E7601    | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1246 | 光导纤维        | 光导纤维        | DP9604   | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1248 | 光导纤维        | 光导纤维        | MVS1011C | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1250 | 光导纤维        | 光导纤维        | CX9625   | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |
| Y1252 | 针头扳手        | 针头扳手        | D7122    | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated |      |

| 流水号   | 产品名称              | 产品规格              | 产品型号                                           | 生产企业                                | 挂网企业 |
|-------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| Y1254 | 针头扳手              | 针头扳手              | D7125                                          | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated       |      |
| Y1256 | 注吸手柄              | 注吸手柄              | MVS1063                                        | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated       |      |
| Y1258 | 注吸可换头手柄           | 注吸可换头手柄           | DP9721                                         | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated       |      |
| Y1260 | 单吸头               | 单吸头               | DP9722                                         | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated       |      |
| Y1262 | 单吸弯头              | 单吸弯头              | DP9723                                         | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated       |      |
| Y1264 | 注吸头               | 注吸头               | DP9725                                         | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated       |      |
| Y1266 | 单吸弯头              | 单吸弯头              | DP9724                                         | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated       |      |
| Y1272 | 后节气动玻切头套包         | 后节气动玻切头套包         | CX4820                                         | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated       |      |
| Y1320 | 羟基磷灰石生物陶瓷（义眼台）    | 200微米             | 球型：BP / Φ16\$球型：BP / Φ17\$球型：BP / Φ18\$球型：BP / | 石家庄科兴新技术产品有限公司                      |      |
| Y1322 | 羟基磷灰石生物陶瓷（义眼台）    | 300微米             | 球型：BP / Φ16\$球型：BP / Φ17\$球型：BP / Φ18\$球型：BP / | 石家庄科兴新技术产品有限公司                      |      |
| Y1324 | 羟基磷灰石生物陶瓷（义眼台）    | 500微米             | 球型：BP / Φ16\$球型：BP / Φ17\$球型：BP / Φ18\$球型：BP / | 石家庄科兴新技术产品有限公司                      |      |
| Y1387 | UNIVERSAL有限重复使用管件 | UNIVERSAL有限重复使用管件 | U-2010                                         | 美国Alcon Laboratories, Inc.（美国爱尔康公司） |      |

| 流水号   | 产品名称                        | 产品规格                                                                    | 产品型号                                                                      | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|-------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| Y1389 | UNIVERSAL一次性使用管件            | UNIVERSAL一次性使用管件                                                        | U-2020                                                                    | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1391 | 超乳针头                        | 30度直径0.9mm Round<br>TurboSonics MicroTip超乳针头<br>\$45度直径0.9mm Round      | 30RTS\$45RTS\$30KTS\$45<br>KTS                                            | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1393 | 超声乳化手柄                      | 超声乳化手柄                                                                  | TURBOSONIC-375                                                            | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1395 | Max Vac积液盒                  | Max Vac积液盒                                                              | 20500MV                                                                   | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1399 | 375 / 40手柄转接口               | 375 / 40手柄转接口                                                           | 8065740781                                                                | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1403 | 眼科手术刀                       | 2.2~2.75mm裂隙穿刺刀\$15度角<br>膜穿刺刀\$1.0mm角巩膜切开刀\$<br>巩膜瓣制作刀                  | 8065772745\$806577224<br>5\$8065772445\$0657715<br>01\$8065771540\$806577 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1413 | 人工鼻泪管                       | BL-A\$BL-B                                                              | BL-A\$BL-B                                                                | 湖南华福医疗器械科技有限公司                       |      |
| Y1424 | 注吸手柄                        | 8065814201: Ultraflow 注吸手<br>柄体\$8065817601: Ultraflow<br>一体式注吸手柄 (含有直径 | 8065814201:<br>Ultraflow 注吸手柄体<br>\$8065817601:                           | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1430 | 基本手术包 (不包含灌注硅胶套管套装)         | 基本手术包 (不包含灌注硅胶套<br>管套装), 8065741115                                     | 8065741115                                                                | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1432 | 独立型多包件液流管理系统<br>(无灌注硅胶套管套装) | 独立型多包件液流管理系统 (无<br>灌注硅胶套管套装),<br>8065750293                             | 8065750293                                                                | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1434 | 液体引流袋                       | 液体引流袋, 8065750206                                                       | 8065750206                                                                | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1436 | 超声乳化针头                      | Alcon UltraChopper针头,<br>8065751535                                     | 8065751535                                                                | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格                                                             | 产品型号                                   | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|-------|---------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------|------|
| Y1438 | 注吸针头          | 3551010: 注吸针头, 抽吸孔直径0.2mm\$3561007: 注吸针头, 抽吸孔直径0.3mm\$3551009: 注 | 3551010: 注吸针头, 抽吸孔直径0.2mm\$3561007: 注吸 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1440 | 注吸针头          | 8065814301: 注吸针头, 抽吸孔直径0.3mm, 直针\$8065814401: 注吸针头, 抽吸孔直径0.3mm,  | 8065814301: 注吸针头, 抽吸孔直径0.3mm, 直针       | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1442 | 注吸针头          | 8065740970: 带硅胶帽的注吸针头, 抽吸孔直径0.3mm 直针头\$8065740969: 带硅胶帽的注吸       | 8065740970: 带硅胶帽的注吸针头, 抽吸孔直径0.3mm 直针头  | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1470 | 20G高速玻切套包     | 20G高速玻切套包                                                        | CX6920                                 | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated        |      |
| Y1472 | 23G高速玻切套包     | 23G高速玻切套包                                                        | CX6923                                 | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated        |      |
| Y1474 | 25G高速玻切套包     | 25G高速玻切套包                                                        | CX6925                                 | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated        |      |
| Y1532 | 穿刺刀单独刀头       | 穿刺刀单独刀头                                                          | E7557A\$E7551AT\$E7557AT               | 美国Bausch & Lomb Inc. (美国博士伦公司)       |      |
| Y1536 | 侧切刀带手柄        | 侧切刀带手柄                                                           | E7522\$E7530\$E7545                    | 美国Bausch & Lomb Inc. (美国博士伦公司)       |      |
| Y1538 | 侧切刀带手柄        | 侧切刀带手柄                                                           | E7592\$E7593                           | 美国Bausch & Lomb Inc. (美国博士伦公司)       |      |
| Y1540 | 侧切刀单独刀头       | 侧切刀单独刀头                                                          | E7515T\$E7515T3\$E7530T                | 美国Bausch & Lomb Inc. (美国博士伦公司)       |      |
| Y1542 | 后节手术用巩膜穿刺刀带手柄 | 后节手术用巩膜穿刺刀带手柄                                                    | E7519                                  | 美国Bausch & Lomb Inc. (美国博士伦公司)       |      |
| Y1546 | 后节手术用巩膜穿刺刀带手柄 | 后节手术用巩膜穿刺刀带手柄                                                    | E7523                                  | 美国Bausch & Lomb Inc. (美国博士伦公司)       |      |

| 流水号   | 产品名称          | 产品规格          | 产品型号                               | 生产企业                          | 挂网企业          |
|-------|---------------|---------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|
| Y1548 | 晶体植入刀带手柄      | 晶体植入刀带手柄      | E7560A\$E7561A                     | 美国Bausch & Lomb Inc.（美国博士伦公司） |               |
| Y1550 | 晶体植入刀带手柄      | 晶体植入刀带手柄      | E7562\$E7563\$E7564A\$E7566A       | 美国Bausch & Lomb Inc.（美国博士伦公司） |               |
| Y1552 | 晶体植入刀带手柄      | 晶体植入刀带手柄      | E7575                              | 美国Bausch & Lomb Inc.（美国博士伦公司） |               |
| Y1554 | 隧道刀带手柄        | 隧道刀带手柄        | E7500\$E7510\$E7510ADB\$E7510D     | 美国Bausch & Lomb Inc.（美国博士伦公司） |               |
| Y1556 | 隧道刀单独刀头       | 隧道刀单独刀头       | E7500T\$E7510AT                    | 美国Bausch & Lomb Inc.（美国博士伦公司） |               |
| Y1558 | 穿刺刀带手柄        | 穿刺刀带手柄        | E7550A\$E7551A\$E7551ADB\$E7552ADB | 美国Bausch & Lomb Inc.（美国博士伦公司） |               |
| Y1562 | 穿刺刀带手柄        | 穿刺刀带手柄        | E7528\$E7587A\$E7529\$E7532        | 美国Bausch & Lomb Inc.（美国博士伦公司） |               |
| Y1564 | 穿刺刀带手柄        | 穿刺刀带手柄        | E7551ADB\$E7552ADB\$E7552ADB       | 美国Bausch & Lomb Inc.（美国博士伦公司） |               |
| Y1566 | 穿刺刀带手柄        | 穿刺刀带手柄        | E7598\$E7597\$E7559A               | 美国Bausch & Lomb Inc.（美国博士伦公司） |               |
| Y1570 | 穿刺刀带手柄        | 穿刺刀带手柄        | E7572\$E7582                       | 美国Bausch & Lomb Inc.（美国博士伦公司） |               |
| Y1572 | Laseredge刀头手柄 | Laseredge刀头手柄 | E7590                              | 美国Bausch & Lomb Inc.（美国博士伦公司） |               |
| Y1593 | 泪道引流管         | SC-LY         | Fr2                                | 山东福瑞达医疗器械有限公司                 | 山东福瑞达医疗器械有限公司 |

| 流水号   | 产品名称           | 产品规格                                                                                               | 产品型号                                                                                             | 生产企业                                  | 挂网企业 |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|
| Y1671 | 眼科手术刀          | 72-1501\$72-2961\$72-3261\$74-1010\$74-6910\$71-1901\$71-2001\$71-2301\$71-2501\$72-               | 72-1501\$72-2961\$72-3261\$74-1010\$74-6910\$71-1901\$71-                                        | 美国 Surgical Specialties Corporation   |      |
| Y1673 | 眼科手术刀          | 72-1501G\$72-2961G\$72-3261G\$74-1010G\$72-2231G\$72-2431G\$72-2561G\$72-2661G\$72-                | 72-1501G\$72-2961G\$72-3261G\$74-1010G\$72-2231G\$72-                                            | 美国 Surgical Specialties Corporation   |      |
| Y1675 | 眼科手术刀          | 72-1540\$72-2040\$72-2240\$72-2540\$72-2640\$72-2740\$72-2840\$72-3040\$72-3240\$77-               | 72-1540\$72-2040\$72-2240\$72-2540\$72-2640\$72-2740\$72-                                        | 美国 Surgical Specialties Corporation   |      |
| Y1677 | 眼科手术刀          | 72-0301\$72-0303\$72-0401\$72-0503\$72-3503\$72-5503\$72-6003\$74-2261\$74-3061\$78-               | 72-0301\$72-0303\$72-0401\$72-0503\$72-3503\$72-5503\$72-                                        | 美国 Surgical Specialties Corporation   |      |
| Y1680 | 眼科手术刀（商品名：科睿明） | K26UA\$K26DA\$K28UA\$K28DA\$K30UA\$K30DA\$K32UA\$K32DA\$K35UA\$K35DA\$K26US\$K26DS\$K28US\$K28DS\$ | K26UA\$K26DA\$K28UA\$K28DA\$K30UA\$K30DA\$K32UA\$K32DA\$K35UA\$K35DA\$                           | 荷兰 CURAMED OPHTHALMICS                |      |
| Y1682 | 眼科手术刀（商品名：科睿明） | EK45UA\$EK45DA\$EK50UA\$EK50DA\$EK52UA\$EK52DA\$EK55UA\$EK55DA\$EK60UA\$EK60DA\$EK45US\$EK45DS\$   | EK45UA\$EK45DA\$EK50UA\$EK50DA\$EK52UA\$EK52DA\$EK55UA\$EK55DA\$EK60UA\$EK60DA\$EK45US\$EK45DS\$ | 荷兰 CURAMED OPHTHALMICS                |      |
| Y1686 | 眼科手术刀          | 侧切口穿刺刀\$隧道刀\$矛型刀\$穿刺刀\$R型植入刀\$高尔夫刀                                                                 | MST15\$MST30\$MST45\$MCU26\$MVR19\$MVR20\$MVR23\$MVR25\$MVR21A\$MRS55                            | 日本Mani, Inc.（马尼株式会社）日本マニー株式会社         |      |
| Y1698 | 预装式张力环         | ACPi-11                                                                                            | ACPi-11                                                                                          | 奥地利Croma GmbH                         |      |
| Y1702 | 一次性使用眼科手术用刀    | 376630                                                                                             | 376630                                                                                           | 英国Beaver-Visitec International, Ltd   |      |
| Y1703 | 一次性使用眼科手术用刀    | 585240\$585231\$585232                                                                             | 585240\$585231\$585232                                                                           | 英国Beaver-Visitec International, Ltd   |      |
| Y1705 | 一次性使用眼科手术用刀    | 370145\$370146\$370157\$370159\$370225\$370230\$370235\$370240\$370250\$370255\$370260\$370262\$   | 370145\$370146\$370157\$370159\$370225\$370230\$370235\$370240\$3702                             | 美国 Beaver-Visitec International, Inc. |      |
| Y1707 | 一次性使用眼科手术用刀    | 370157\$370159                                                                                     | 370157\$370159                                                                                   | 美国 Beaver-Visitec International, Inc. |      |

| 流水号   | 产品名称                                                      | 产品规格                                                       | 产品型号                                                           | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|-------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------|
| Y1709 | 眼科手术用重水                                                   | 5ml                                                        | Dk-line                                                        | 美国 Bausch &Lomb, Incorporated        |      |
| Y1713 | 含0.9mm Ultra 灌注套管<br>Intrepid基本液流包件                       | 含0.9mm Ultra 灌注套管<br>Intrepid基本液流包件<br>8065751035          | 8065751035                                                     | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1715 | 含0.9mm Ultra灌注套管<br>Intrepid液流包件-包含直径<br>0.9mm微型喇叭口45度超乳头 | 含0.9mm Ultra灌注套管<br>Intrepid液流包件-包含直径<br>0.9mm微型喇叭口45度超乳头  | 8065751040                                                     | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1719 | Laureate基本积液盒包件                                           | Laureate基本积液盒包件<br>8065751054                              | 8065751054                                                     | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1721 | Intrepid液流包件                                              | Intrepid液流包件8065751034                                     | 8065751034                                                     | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1723 | Laureate基本积液盒I / A管<br>路                                  | Laureate基本积液盒I / A管路<br>8065751136                         | 8065751136                                                     | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1725 | 眼科手术刀                                                     | 961501\$962861\$963261\$962961\$<br>960022\$965561\$965560 | 961501\$962861\$963261<br>\$962961\$960022\$96556<br>1\$965560 | 美国Surgistar Inc.                     |      |
| Y1727 | 眼科手术刀（带保护套）                                               | 881501\$882961\$883261\$880022                             | 881501\$882961\$883261<br>\$880022                             | 美国Surgistar Inc.                     |      |
| Y1729 | 角膜板层刀片                                                    | 2200\$2300\$2400\$2410\$2420                               | 2200\$2300\$2400\$2410\$<br>2420                               | 美国Surgistar Inc.                     |      |
| Y1759 | 独立包装Accurus1500玻切探<br>头                                   | 独立包装Accurus1500玻切探<br>头, 8065741016                        | 8065741016                                                     | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1761 | 独立包装Accurus2500玻切探<br>头                                   | 独立包装Accurus2500玻切探<br>头, 8065741018                        | 8065741018                                                     | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1763 | 独立包装Accurus23G玻切探<br>头                                    | 独立包装Accurus23G玻切探头,<br>8065750821                          | 8065750821                                                     | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |

| 流水号   | 产品名称                       | 产品规格                                  | 产品型号       | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|-------|----------------------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|------|
| Y1765 | 独立包装Accurus25G玻切探头         | 独立包装Accurus25G玻切探头，8065750226         | 8065750226 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1767 | 独立包装InnoVit玻切探头            | 独立包装InnoVit玻切探头，8065740244            | 8065740244 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1769 | 独立包装Accurus玻切探头            | 独立包装Accurus玻切探头，8065740241            | 8065740241 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1771 | 前节玻切头                      | 前节玻切头，1006                            | 1006       | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1773 | Accurus前节玻切探头              | Accurus前节玻切探头，8065803650              | 8065803650 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1775 | 独立包装Accurus25G+玻切探头        | 独立包装Accurus25G+玻切探头，8065751122        | 8065751122 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1777 | 前节积液盒套包、无超乳针头              | 前节积液盒套包、无超乳针头，8065740884              | 8065740884 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1779 | 前节积液盒套包，适用于0.9mm超乳针头、无超乳针头 | 前节积液盒套包，适用于0.9mm超乳针头、无超乳针头，8065740885 | 8065740885 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1781 | 前节积液盒                      | 前节积液盒，8065740822                      | 8065740822 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1783 | Accurus前节积液盒，AVGFI灌注       | Accurus前节积液盒，AVGFI灌注，8065740821       | 8065740821 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1785 | 全套玻切包件含Accurus 1500 玻切头    | 全套玻切包件含Accurus 1500 玻切头，8065741015    | 8065741015 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1787 | 全套玻切包件含Accurus 2500 玻切头    | 全套玻切包件含Accurus 2500 玻切头，8065741017    | 8065741017 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |



| 流水号   | 产品名称                                           | 产品规格                                                | 产品型号       | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|-------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------|
| Y1789 | 全套玻切包件含Accurus 25号玻切头                          | 全套玻切包件含Accurus 25号玻切头, 8065750220                   | 8065750220 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1791 | 全套玻切套包含Accurus 23G玻切头                          | 全套玻切套包含Accurus 23G玻切头, 8065750828                   | 8065750828 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1793 | 前后节联合手术豪华套包 (含Accurus 2500 玻切头、1.1mm 蓝色灌注套管、无超 | 前后节联合手术豪华套包 (含Accurus 2500 玻切头、1.1mm 蓝色灌注套管、无超乳针头), | 8065750117 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1803 | 气液交换管件                                         | 气液交换管件, 8065807001                                  | 8065807001 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1804 | 硅油注吸管件                                         | 硅油注吸管件, 8065750118                                  | 8065750118 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1805 | 25G灌注套管                                        | 25G灌注套管, 8065750188                                 | 8065750188 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1806 | 23号灌注套管                                        | 23号灌注套管, 8065750841                                 | 8065750841 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1808 | Revolution一次性23号ILM镊                           | Revolution一次性23号ILM镊, 706.44                        | 706.44     | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1809 | Revolution一次性23号弯型剪                            | Revolution一次性23号弯型剪, 706.52                         | 706.52     | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1811 | 独立包装Accurus 23G眼内光纤                            | 独立包装Accurus 23G眼内光纤, 8065750802                     | 8065750802 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1812 | 25G+广角照明光纤                                     | 25G+广角照明光纤, 8065751485                              | 8065751485 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1814 | 照明器                                            | 20号眼内照明光纤, 8065812001                               | 8065812001 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |

| 流水号   | 产品名称                    | 产品规格                                | 产品型号       | 生产企业                                | 挂网企业 |
|-------|-------------------------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------|
| Y1816 | 眼科用重水5ml                | 眼科用重水5ml：8065900111                 | 8065900111 | 美国Alcon Laboratories, Inc.（美国爱尔康公司） |      |
| Y1817 | 眼科用重水7ml                | 眼科用重水7ml，8065900112                 | 8065900112 | 美国Alcon Laboratories, Inc.（美国爱尔康公司） |      |
| Y1818 | 青光眼引流阀                  | FP7\$FP8                            | FP7\$FP8   | 美国 New World Medical, Inc.          |      |
| Y1836 | 眼科手术用全氟辛烷               | 5ml                                 | 5ml        | 上海水禾医用器械有限公司                        |      |
| Y1846 | 25G 加强穿刺系统，3支装          | 25G 加强穿刺系统（3支装），<br>8065751449      | 8065751449 | 美国Alcon Laboratories, Inc.（美国爱尔康公司） |      |
| Y1847 | 23G 加强穿刺系统 6mm，3支装      | 23G 加强穿刺系统 6mm（3支装），<br>8065751445  | 8065751445 | 美国Alcon Laboratories, Inc.（美国爱尔康公司） |      |
| Y1848 | 25G 加强穿刺系统 6mm，3支装      | 25G 加强穿刺系统 6mm（3支装），<br>8065751781  | 8065751781 | 美国Alcon Laboratories, Inc.（美国爱尔康公司） |      |
| Y1849 | 23G 自闭阀穿刺系统，3支装         | 23G 自闭阀穿刺系统（3支装），<br>8065751657     | 8065751657 | 美国Alcon Laboratories, Inc.（美国爱尔康公司） |      |
| Y1850 | 25G 自闭阀穿刺系统，3支装         | 25G 自闭阀穿刺系统（3支装），<br>8065751658     | 8065751658 | 美国Alcon Laboratories, Inc.（美国爱尔康公司） |      |
| Y1851 | 23G 自闭阀穿刺系统，<br>6mm，3支装 | 23G 自闭阀穿刺系统 6mm（3支装），<br>8065751801 | 8065751801 | 美国Alcon Laboratories, Inc.（美国爱尔康公司） |      |
| Y1852 | 25G 自闭阀穿刺系统，6mm，<br>3支装 | 25G 自闭阀穿刺系统6mm（3支装），<br>8065751778  | 8065751778 | 美国Alcon Laboratories, Inc.（美国爱尔康公司） |      |
| Y1853 | 27+ 自闭阀穿刺系统，3支装         | 27+ 自闭阀穿刺系统（3支装），<br>8065751697     | 8065751697 | 美国Alcon Laboratories, Inc.（美国爱尔康公司） |      |

| 流水号   | 产品名称             | 产品规格                                                                                 | 产品型号                                                  | 生产企业                                | 挂网企业 |
|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|
| Y1854 | 25Ga 自闭阀穿刺系统，3支装 | 25Ga 自闭阀穿刺系统（3支装），8065751891                                                         | 8065751891                                            | 美国Alcon Laboratories, Inc.（美国爱尔康公司） |      |
| Y1855 | 23Ga 自闭阀穿刺系统，3支装 | 23Ga 自闭阀穿刺系统（3支装），8065751889                                                         | 8065751889                                            | 美国Alcon Laboratories, Inc.（美国爱尔康公司） |      |
| Y1859 | 硅油               | siluron 2000                                                                         | siluron 2000                                          | 德国FLUORON GmbH                      |      |
| Y1864 | 显微外科手术刀          | A-15F\$A-225F\$A-30F\$A-45F\$CPU-22AGF\$CPU-26F\$CPD-26AGF\$SLU-32F\$CPU-26AGF\$CWU- | A-15F\$A-225F\$A-30F\$A-45F\$CPU-22AGF\$CPU-26F\$CPD- | 日本Kai Industries Co., Ltd           |      |
| Y1867 | 重硅油              | 10ML                                                                                 | DESIRON 68                                            | 德国FLUORON GmbH                      |      |
| Y1868 | 面部填充种植体          | 9541\$9542\$9543\$9544\$6333                                                         | 9541\$9542\$9543\$9544\$6333                          | 美国Howmedica Osteonics Corp.         |      |
| Y1869 | 面部填充种植体          | 6338\$9562                                                                           | 6338\$9562                                            | 美国Howmedica Osteonics Corp.         |      |
| Y1874 | 一次性使用眼科手术洞巾      | 1000*800mm                                                                           | SSJ-L                                                 | 沈阳汇康医疗用品制造有限公司                      |      |
| Y1875 | 一次性使用眼科手术洞巾      | 600*400mm                                                                            | SSJ-M                                                 | 沈阳汇康医疗用品制造有限公司                      |      |
| Y1876 | 一次性使用眼科手术洞巾      | 330*140mm                                                                            | SSJ-S                                                 | 沈阳汇康医疗用品制造有限公司                      |      |
| Y1881 | 一次性眼科手术刀         | JE-1\$JE-2\$JE-3\$JC-15\$JC2-15                                                      | JE-1\$JE-2\$JE-3\$JC-15\$JC2-15                       | 上海晶明科技发展有限公司                        |      |
| Y1888 | 23G 加强穿刺系统，3支装   | 23G 加强穿刺系统（3支装），8065751447                                                           | 8065751447                                            | 美国Alcon Laboratories, Inc.（美国爱尔康公司） |      |

| 流水号   | 产品名称                                     | 产品规格                                                    | 产品型号       | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------|
| Y1889 | 23Ga Flexible 激光探头 /<br>RFID SMA         | 23Ga Flexible 激光探头 / RFID<br>SMA, 8065751113            | 8065751113 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1890 | 25Ga Flexible 激光探头 /<br>RFID SMA         | 25Ga Flexible 激光探头 / RFID<br>SMA, 8065751114            | 8065751114 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1891 | 27Ga Flexible 激光探头 /<br>RFID SMA         | 27Ga Flexible 激光探头 / RFID<br>SMA, 8065751709            | 8065751709 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1892 | 20Ga 张氏弯形带抽吸激光探<br>头 / RFID SMA          | 20Ga 张氏弯形带抽吸激光探头<br>/ RFID SMA, 8065750979              | 8065750979 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1893 | 20Ga 张氏直形带抽吸激光探<br>头 / RFID SMA          | 20Ga 张氏直形带抽吸激光探头<br>/ RFID SMA, 8065750980              | 8065750980 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1894 | 20Ga 张氏软头带抽吸激光探<br>头 / RFID SMA          | 20Ga 张氏软头带抽吸激光探头<br>/ RFID SMA, 8065750981              | 8065750981 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1895 | 20Ga 弯型带照明激光探头 /<br>RFID SMA / ACMI      | 20Ga 弯型带照明激光探头 /<br>RFID SMA / ACMI, 8065750982         | 8065750982 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1896 | 20Ga 直型带照明激光探头 /<br>RFID SMA / ACMI      | 20Ga 直型带照明激光探头 /<br>RFID SMA / ACMI, 8065750983         | 8065750983 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1897 | 20Ga 弯型带照明激光探头 /<br>RFID SMA / RFID ACMI | 20Ga 弯型带照明激光探头 /<br>RFID SMA / RFID ACMI,<br>8065750985 | 8065750985 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1898 | 20Ga 直型带照明激光探头 /<br>RFID SMA / RFID ACMI | 20Ga 直型带照明激光探头 /<br>RFID SMA / RFID ACMI,<br>8065750986 | 8065750986 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1899 | 23Ga 带照明弯头激光探头 /<br>RFID SMA / ACMI      | 23Ga 带照明弯头激光探头 /<br>RFID SMA / ACMI, 8065751590         | 8065751590 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1900 | 25Ga 带照明弯形激光探头 /<br>RFID SMA / ACMI      | 25Ga 带照明弯形激光探头 /<br>RFID SMA / ACMI, 8065751591         | 8065751591 | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |

| 流水号   | 产品名称                                     | 产品规格                                                    | 产品型号                   | 生产企业                                 | 挂网企业 |
|-------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------|------|
| Y1901 | 23Ga 带照明弯头激光探头 /<br>RFID SMA / RFID ACMI | 23Ga 带照明弯头激光探头 /<br>RFID SMA / RFID ACMI,<br>8065751592 | 8065751592             | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1902 | 25Ga 带照明弯形激光探头 /<br>RFID SMA / RFID ACMI | 25Ga 带照明弯形激光探头 /<br>RFID SMA / RFID ACMI,<br>8065751593 | 8065751593             | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1903 | 23Ga 直形激光探头 / RFID<br>SMA                | 23Ga 直形激光探头 / RFID<br>SMA, 8065750991                   | 8065750991             | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1904 | 25Ga 直形激光探头 / RFID<br>SMA                | 25Ga 直形激光探头 / RFID<br>SMA, 8065750978                   | 8065750978             | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1905 | 20Ga 弯形激光探头 / RFID<br>SMA                | 20Ga 弯形激光探头 / RFID<br>SMA, 8065750989                   | 8065750989             | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1906 | 20Ga 直形激光探头 / RFID<br>SMA                | 20Ga 直形激光探头 / RFID<br>SMA, 8065750990                   | 8065750990             | 美国Alcon Laboratories, Inc. (美国爱尔康公司) |      |
| Y1935 | 一次性使用眼科手术用刀                              | 585240\$585231\$585000                                  | 585240\$585231\$585000 | 英国Beaver-Visitec International, Ltd  |      |
| Y1936 | 羟基磷灰石生物陶瓷                                | 300微米                                                   | ZC-J基本型                | 北京市意华健科贸有限责任公司                       |      |
| Y1937 | 外科种植体                                    | 81031\$81032                                            | 81031\$81032           | 美国Howmedica Osteonics Corporation    |      |
| Y1939 | 透明质酸钠凝胶                                  | 0.5ml\$0.8ml\$1ml                                       | 0.5ml\$0.8ml\$1ml      | 山东博士伦福瑞达制药有限公司.                      |      |